



PlanVet

Laadukkaat
tuotteet
eläinlääkärin
vastaanotolle



PlanVet – laadukkaita tuotteita eläinlääkäriin vastaanotolle

Kotimainen Plandent Oy on Suomen johtava hammastarvikeliike, joka toimittaa suun terveydenhuollon ammattilaisille kaikki tarvittavat laitteet ja tarvikkeet lähes 40 000 nimikkeen valikoimasta. Valikoimastamme löytyy kattavasti tuotteita ja palveluita, jotka sopivat myös eläinlääkäri vastaanotoille ja -asemille. Lisäksi palvelukokonaisuuteemme kuuluu kattava tuotetuki, vastaanoton suunnittelupalvelu sekä täydet huolto- ja korjauspalvelut laitteille. Kauttamme on mahdollista saada myös leasingrahoitusta hankintojen rahoittamiseksi.

Pääkonttorimme, varastomme sekä yhtiöryhmämme tuotanto sijaitsevat Helsingin Herttoniemessä. Kotimaisuus on etumme: pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja takaamaan sujuvat tavarantoimitukset. Toimitamme tilatut tuotteet vastaanotolle jopa seuraavaksi päiväksi. Toimi- ja huoltopisteemme sijaitsevat ympäri Suomea.

Plandent kuuluu menestyvään suomalaiseen terveysteknologian alalla toimivaan Planmeca Group -yhtiöryhmään. Vuonna 1971 perustettu emoyhtiö Planmeca Oy suunnittelee ja valmistaa korkean teknologian hammashoitokoneita, digitaalikuvantamislaitteita, CAD/CAM-ratkaisuja ja ohjelmistoja. Lisäksi Plandent on osa Plandent-liiketoimintaryhmää, jonka yritykset muodostavat yhden Euroopan johtavista hammastarvikkeiden jakeluyrityksistä.

Laadukkaan tuotevalikoiman ja tehokkaan logistiikan avulla tarjoamme eläinlääkäreille parhaat mahdolliset ratkaisut joustavaan työntekoon. PlanVet-tuoteluettelo esittelee runsaasti eläinlääkäri vastaanotoille sopivia tuotteita desinfektio tuotteista röntgenlaitteisiin. Tulemme mielellämme myös vastaanotollenne kertomaan lisää valikoimasta ja auttamaan tuotekysymyksissä.

Antoisia tutustumishetkiä uuteen PlanVet-valikoimaan!



Sisältö

Puhdistus ja desinfektio	8
Välinehuolto	14
Kertakäyttötuotteet ja hygienia	18
Kirurgia	22
Diagnostiikka	24
Kuvantaminen	28
Profylaksia ja kotihoito	32
Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet	36
Kulmakappaleet, porat ja viimeistely	48
Pienlaitteet	54
Paikkaushoito	60
Juurihoito	68
Jäljentäminen	78
Oikomishoito	84
Palvelut	86


Parhaat laitteet eläinklinikalle

PLANMECA

Saumaton työnkulku ilman turhia välivaiheita

Planmeca ProX™ -intraoraaliröntgenlaite ja
Planmeca ProSensor® -anturijärjestelmä

- Korkealaatuiset digitaaliset röntgenkuvat käyttöön nopeasti ja vaivattomasti
- Suoradigitaaliset anturit



Myös
pienien koirien
nivel- ja tassu-
kuvauksiin


Planmeca ProScanner™ -kuvanlukija

- Pienikokoinen, kompakti skanneri
- Joustavat kuvalevyt viidessä eri koossa, jopa 48 x 54 mm



Planmeca Compact™ i Touch -hoitokone

- Ergonominen ja sujuva työskentely
- Laaja instrumenttivalikoima
- Kattokiinnitteinen tai pyörillä liikuteltava
- Monipuolinen valikoima Planmecan käteviä käsikappaleita



Planmeca Romexis® -ohjelmisto

- Kaiken kattava ohjelmisto 2D- ja 3D-kuvien muodostamiseen, katseluun ja käsittelyyn
- Yhteistyökumppanille (esim. lausuvalla lääkäri) riittää ilmainen Planmeca Romexis® Viewer kuvien katseluun
- Helppokäyttöinen, paljon työkaluja



Vaativiin kuvantamistarpeisiin

PLANMECA

Planmeca Verity™ -tietokonetomografialaite eläimille

- 3D-kuvaus matalalla sädeannoksella
- Korkea resoluutio, pienetkin yksityiskohdat näkyvät tarkasti
- Pienikokoinen ja liikuteltava laite
- Monipuolinen 3D-visualisointi Planmeca Romexis® -ohjelmistolla

3D-kuva
kertoo
enemmän!





Puhdistus ja desinfektio

- Pintojen puhdistus
- Instrumenttien puhdistus
- Porien puhdistusliuokset
- Imu- ja vesilinjastojen desinfointi
- Muut desinfektio- ja puhdistusaineet
- Huoltoöljyt kulma- ja käsikappaleille
- Ruosteenestopaperit ja -öljyt
- Indikaattorit autoklaaveille
- Sterilointipussit ja -letkut

Puhdistus ja desinfektio

Pintojen puhdistus

Pintojen puhdistus

ORBIS	Käyttövalmis, pesevä 70 % etanolia sisältävä pintojen desinfektioaine alkoholia kestäville pinnoille.	
MD121936	Orbis nopeasti tehoava desinfointiaine	0,5 l
MD121937	Orbis nopeasti tehoava desinfointiaine	5 l

Pintojen desinfointi- ja puhdistusaine loppusiivoukseen. 1 % liuoksen vaikutusaika 60 min, 2 % 15 min. Tehoaa sieniin, bakteereihin, viruksiin kuten MRSA, HBV, HIV.

72141	Pintojen desinfointitiiviste pullo	1 l
72140	Pintojen desinfointitiiviste kanisteri	5 l



DÜRR	Aldehydion pitkäaikaisvaikutteinen tiiviste vastaanoton pintojen desinfointiin ja puhdistukseen.	
12863	Dürr FD 312 pintojen desinfointitiiviste	

Aldehydion materiaaliystävällinen valmis käyttöliuos pienten pintojen puhdistukseen ja desinfointiin. Vaikutusaika 1 min.

13285	Dürr FD 322 nopeasti tehoava desifointiaine	
-------	---	--

Käyttövalmis nopeasti vaikuttava desinfointiaine alkoholia kestäville pinnoille.

66280	Dürr FD 333 nopeasti tehoava desinfointiaine hajusteeton	2,5 l
-------	--	-------

FD Multiwipes on kätevä ratkaisu. Ämpäriin laiteaan kuituliinarulla ja sopivaa puhdistusnestettä n. 2,5 litraa, esim. FD 333:sta tai FD 312:sta. Liinat pysyvät kosteana tiiviin korkin ansioista. Kuituliinat ovat reilun kokoisia ja sopivat erinomaisesti pyyhintään.

67029	Yleisliina FD Multiwipes intropakkaus ämpäri ja liinat 20 x 30 cm	1 x 1 pakk
67030	Yleisliina FD Multiwipes kuituliinat refill 20 cm x 30 cm	4 x 180 kpl





Puhdistus ja desinfektio

Instrumenttien puhdistus, porien puhdistusliuokset

Instrumenttien puhdistus

ORBIS Instrumenttien desinfiointitiiviste instrumenttien ja esim. juurihoitoneulojen pesuun ja desinfointiin. Ei korrosoi, sopii myös ultraäänipesuun. 1 % liuos vaikutusaika 60 min; 2 % 30 min; 3 % 15 min.

72132	Instrumenttien desinfiointitiiviste pullo	1 l
72131	Instrumenttien desinfiointitiiviste kanisteri	5 l



DÜRR Instrumenttien puhdistukseen ja desinfointiin. Soveltuu myös arkojen pyörivien instrumenttien desinfointiin. Käyttö: 2 % liuos, vaikutusaika 60 min, joko liotusmenetelmänä tai ultraäänilaitteeseen.

13135	ID 212 instrumenttien desinfiointitiiviste	2,5 l
-------	--	-------



DR. WEIGER Nestemäinen, biologisesti hajoava konetiskiaine. pH 7.5–7.8. Annostelu 0,2–1 % (2–10ml/L), pesulämpötila 40–50 °C. Entsyymattainen pesuaine on hellä instrumenteille ja pesee viileämmällä vedellä puhtaaksi.

19785	Medizym nestemäinen pesutiiviste desinfektorille	5 l
-------	--	-----

Porien puhdistusliuokset

ORBIS Käyttövalmis porien desinfiointiliuos, vaikutusaika 30 min.

72178	Orbis porien desinfiointiaine	2 l
-------	-------------------------------	-----



DÜRR Valmis käyttöliuos pyörivien instrumenttien puhdistukseen ja desinfointiin. Vaikutusaika 1 minuutti. Soveltuu sekä liotukseen että ultraäänilaitteeseen.

12862	ID 220 porien desinfiointiaine	2,5 l
-------	--------------------------------	-------



Puhdistus ja desinfektio

Imu- ja vesilinjastojen desinfiointi, muut desinfektio- ja puhdistusaineet

Imu- ja vesilinjastojen desinfiointi

PLANMECA Planosil on Planmecan hoitokoneiden vesijärjestelmien puhdistusaine. Käyttövalmis liuos, jota käytetään kerran viikossa ja annetaan vaikuttaa yön yli.

MD123130	Planosil vesilinjojen desinfiointiin 2,5%	5 l
----------	---	-----

Muut desinfektio- ja puhdistusaineet

ORBIS

MD121942	Hellävarainen ja hoitava nestesaippua, pumppupullo	0,5 l
MD121940	Dispenso pac	1 l
MD121941	Orbis käsihuuhde pumppupullo	0,5 l
MD121939	Orbis käsihuuhde dispenso pac	1 l

Etanolipohjainen käsihuuhde. Sisältää ihoa pehmentäviä ja kosteuttavia ainesosia.



KIILTO Lääkinnällisten laitteiden pintadesinfektioon. Tuotteella on ultraääniantureiden valmistajien hyväksyntä. Sopii myös herkille pinnoille, alkoholiton. Mikrobisidisesti laajakirjainen ja dermatologisesti testattu. Pyyhkeet nukkaamatonta kuitukangasta.

MD128149	Cleanisept Wipes desinfiointiopyyhkeet 14x20 cm	100 kpl
MD128150	Cleanisept Wipes desinfiointiopyyhkeet refill	100 kpl





Puhdistus ja desinfektio

Huoltoöljyt kulma- ja käsikappaleille, ruosteenestopaperit ja -öljyt

Huoltoöljyt kulma- ja käsikappaleille

ORBIS Turbiinien ja käsi- ja kulmakappaleiden huoltoöljy. Silikoniton. Huolla instrumentit aina ennen sterilointia. Suihkuta 2–3 sekuntia pitäen pulloa pystysuorassa. Pullo myydään ilman adapteria. Käytä instrumenttiin soveltuvaa adapteria.

MD115118 Orbis Universal Spray käsikappaleöljy 500 ml



KAVO

13732	Kavo spraysuutin/turbiini	
13733	Kavo spraysuutin/kulmakappale	1 kpl
13885	Kavo Universal-spray 2112 A (0.411.9630)	500 ml
65198	Kavo Quattrocare Plus spray 2140P öljy (1.005.3843)	500 ml

W&H W&H-hoitoöljy kulmakappaleelle ja turbiinille on täysin synteettinen, superpuhdas erikoisöljy. Se on suunniteltu erityisesti W&H:n turbiinien, käsi- ja kulmakappaleiden, kirurgisten instrumenttien, ilmatoimisten hammaskivenpoistolaitteiden sekä ilmamoottorien voiteluun.

17218	W&H Service Oil MD400F spray	500 ml
16952	W&H spraysuutin kulmakappaleille	1 kpl
16962	W&H Assistina/DAC öljy MD500	500 ml

Ruosteenestopaperi ja -öljy

TROLLHÄTTE 66325 Ruosteenestopaperi Steriline lehtiö 200 kpl

H & M Ruosteenestospay, joka estää ruostumista steriloinnin aikana ja sen jälkeen. Voidaan käyttää sekä autoklaavisteriloinnissa (max 143 °C) että kuumailmakaapissa (max 180°C). Puhtaat, kuivat teräsinstrumentit ruiskutetaan kauttaaltaan öljyllä noin 20 cm etäisyydeltä ennen sterilointia. Sterilointi joko pussissa tai lasi/posliinialustan päällä.

14289 RS-ruosteenestospay 200 ml

Puhdistus ja desinfektio

Indikaattorit autoklaaveille, sterilointipussit ja -letkut

Indikaattorit autoklaaveille

KAIKO Cross-Check on yleisindikaattori höyrysterilaattoreille. Sopii kaikille autoklaavin perusohjelmille: kumitavarat 121 °C, tekstiilit/pakatut instrumentit 134 °C, avoimet instrumentit 140 °C.

63079	Indikaattori Cross-Check L liuska	
MD120231	Indikaattori Steam-Chart 121 °C ja 134 °C	250 kpl



MOORE

11577	Merkkausteippi autokl. punainen	
11578	Merkkausteippi autokl. keltainen	
11579	Merkkausteippi autokl. valkoinen	
11580	Merkkausteippi autokl. sininen	
11581	Merkkausteippi autokl. vihreä	
11582	Merkkausteippi autokl. oranssi	
11584	Merkkausteippi autokl. musta	3,2 m

LM-DENTAL

12600	Merkkausrenas keltainen	
11294	Merkkausrenas ruskea	
11295	Merkkausrenas liila	
12596	Merkkausrenas sininen	
12597	Merkkausrenas vihreä	
12598	Merkkausrenas oranssi	
12599	Merkkausrenas punainen	
12601	Merkkausrenas musta	
12602	Merkkausrenas valkoinen	50 kpl



Sterilointipussit ja -letkut

ORBIS Sterilointipussit

72203	100 x 250 mm	
72204	55 x 250 mm	
72205	75 x 250 mm	500 kpl



Sterilointiletkut

72210	55 mm	
72211	75 mm	
72206	100 mm	
72207	150 mm	
72208	200 mm	
72209	250 mm	200 m



Välinehuolto

- Desinfektorit
- Ultraäänipesulaitteet
- Puhdistus- ja voitelulaitteet
- Autoklaavit

Välinehuolto

Desinfektorit, ultraäänipesulaitteet



Miele kuivaava
desinfektori
G7881

- Pesee, desinfioi ja kuivaa
- Paras kuivaustulos verkkokoreissa oleville instrumenteille sisäänrakennetulla kuumailmakuivauksella



Coltène
Biosonic
UC 125

- Ultraäänipesulaite lämmittimellä vastaanoton instrumenttien puhdistukseen.
- Altaan tilavuus 4,8 l
 - Hiljainen suorituskyky
 - Pesuteho säilyy automaattisesti vakiona pesunesteen tai instrumenttien määrän muutoksesta huolimatta



Dürr
Hygasonic

- Kuumennettava ultraäänilaite instrumenttien ja apuvälineiden nopeaan puhdistukseen ja desinfiointiin.
- Altaan tilavuus 2,75 l
 - Jaloteräskotelo, joka on helppo puhdistaa
 - Erittäin tehokas ja erityisen hellävarainen
 - Boost-toiminto tehon nostoon





Välinehuolto

Puhdistus- ja voitelulaitteet

- Täysin automaattinen sisäinen ja ulkoinen pesu käsi- ja kulmakappaleille sekä turbiineille
- Nopea ohjelma
- Helppo käyttää, erinomainen suorituskyky

W & H
Assistina 3x3



- Nopea, tehokas ja taloudellinen kulmakappaleiden ja turbiinien puhdistus- ja voitelulaite
- Puhdistaa ja voitelee 4 instrumenttia 100 sekunnissa
- Sisäänrakennettuna ainutlaatuinen kulmapäiden (istukan) erillinen puhdistus- ja voiteluasema

Lubrina
Morita



Jatkuvatoiminen kuumasumaaja steriilipakkausten saumaukseen. Kuumasumaajan avulla varmistetaan tiiviit ja kestävät saumat sterilointipusseille. Laite on helppokäyttöinen ja kooltaan markkinoiden pienin.

Dürr
Hygopak



Välinehuolto

Autoklaavit

- Helppokäyttöinen kosketusnäyttö
- Viisi sterilointiohjelmaa
- B-pikaohjelma (1,5 kg) vain 18 min ja yleisohjelma (7 kg) 36 minuuttia

Melag
Vacuklav 44B+



- S-luokan autoklaavi
- Tehokas ja helppokäyttöinen
- Steriloi instrumentit tehokkaasti 7 minuutissa
- Sisältää ohjelman pakkaamattomille instrumenteille

MELAquick
12+



- Määräaikaishuolto vasta 4 000 ajetun ohjelman jälkeen
- Optimoii ajetun ohjelman pituuden arvioimalla automaattisesti kammiossa olevan kuorman määrän
- Hiljainen ja helppokäyttöinen

W&H Lisa 522
-vakuumi-
autoklaavi



- Autoklaavi kulmakappaleille
- Puhdistaa, autoklavoi ja kuivaa 12 minuutissa
- Erikoisvarusteena erikoiskori käsi-instrumenttien pikapuhdistukseen ja sterilointiin

DAC
Universal Blue



Kertakäyttötuotteet ja hygienia

- Tutkimuskäsineet
- Kasvosuojat ja leikkausmaskit
- Servietit • Tarjotinpaperit • Lääkekupit
- Muovisuojat • Leikkausliinat ja -takit
- Vanupallot ja -rullat • Imukärjet
- Kuitukangastaitokset
- Suojalasit

Kertakäyttötuotteet ja hygienia

Tutkimuskäsineet, kasvosuojat, leikkausmaskit

Tutkimuskäsineet

ORBIS	67366	Orbis tutkimuskäsine PF XS vinyyli	
	67367	Orbis tutkimuskäsine PF S vinyyli	
	67368	Orbis tutkimuskäsine PF M vinyyli	
	67369	Orbis tutkimuskäsine PF L vinyyli	
	67370	Orbis tutkimuskäsine PF XL vinyyli	100 kpl

Puuteriton nitrilitutkimuskäsine, kokonaan karhennettu ja pehmeä, valkoinen.

	67007	Orbis tutkimuskäsine XS nitrili	
	67008	Orbis tutkimuskäsine S nitrili	
	67009	Orbis tutkimuskäsine M nitrili	
	67010	Orbis tutkimuskäsine L nitrili	
	67011	Orbis tutkimuskäsine XL nitrili	100 kpl

Puuteriton lateksitutkimuskäsine

	66133	Orbis tutkimuskäsine XS lateksi	
	66134	Orbis tutkimuskäsine S lateksi	
	66135	Orbis tutkimuskäsine M lateksi	
	66136	Orbis tutkimuskäsine L lateksi	
	66137	Orbis tutkimuskäsine XL lateksi	100 kpl

100 kpl

100 kpl

100 kpl



Kasvosuojat ja leikkausmaskit

ORBIS		Kolmikerrosmaski, tyyppi II	
	72262	Korvalenkit, valkoinen	
	72264	Korvalenkit, vihreä	
	56089	Korvalenkit, sininen	
	MD114751	Korvalenkit, vaaleanpunainen	
	56058	Nauhat, sininen	
	72263	Nauhat, valkoinen	
	72265	Nauhat, vihreä	50 kpl

50 kpl



OP-D-OP		Kasvosuoja pleksillä, otsapantakiinnitys. Pakkaus sis. otsapannan ja 3 kpl suoja-pleksejä.	
	19095	Kasvosuoja pannalla Op-d-op	
	19096	Kasvosuoja pantaan Op-d-op visiirit	3 kpl


3 kpl



Kertakäyttöt tuotteet ja hygienia

Servietit, tarjotinpaperit, lääkekupit, muovisuojat, leikkausliinat ja -takit

Servietit

	ORBIS	MD119323	Orbis Servietti muovitettu 60 x 54 cm rullassa valkoinen	
		MD119324	Orbis Servietti muovitettu 60 x 54 cm rullassa vaaleansin.	
		MD119325	Orbis Servietti muovitettu 60 x 54 cm rullassa pinkki	
		MD120236	Orbis Annostelija 60 x 54 cm kokoiselle rullaservietille	80 kpl
		MD119266	Paperinen muovitettu servietti 40 x 45 cm valkoinen	
		MD119267	Paperinen muovitettu servietti 40 x 45 cm vaaleansininen	
	MD119268	Paperinen muovitettu servietti 40 x 45 cm pinkki		
	72306	Paperinen muovitettu servietti 33 x 48 cm tummansininen	500 kpl	



Tarjotinpaperit

ORBIS	72254	Orbis Tarjotinpaperi 28x36 valkoinen	250 kpl
	MD114815	Orbis Tarjotinpaperi 18x28 pinkki	
	MD121897	Orbis Tarjotinpaperi 18x28 oranssi	
	65098	Orbis Tarjotinpaperi 18x28 valkoinen	
	72251	Orbis Tarjotinpaperi 18x28 keltainen	
	72252	Orbis Tarjotinpaperi 18x28 sininen	
	72253	Orbis Tarjotinpaperi 18x28 vihreä	



MUUT HOITOTARVIKKEET

Lääkekupit

ASA	67414	Lääkekuppi kk värilajitelma	50 kpl
------------	-------	-----------------------------	--------



Muovisuojat

ONEMED	61536	Suojaessu muovi va 81x125	100 kpl
---------------	-------	---------------------------	---------

Leikkausliinat

ONEMED	MD121318	Suukirurginen pakkaus pieni	14 x 1 kpl
		Pakkauksen sisältö: reikäliina 100 x 150cm; leikkausteippi 9 x 50 cm; 2x letkunsuojus 8 x 120 cm; instrumentti-pöydän liina 75 x 100 cm. Liinat ovat siniset.	



Leikkaustakit

MÖLNLYCKE	63584	Suojatakki Barrier epästeriili valkoinen L	10 kpl
		nestettä hylkivä	

Kertakäyttöt tuotteet ja hygienia

Vanupallot ja -rullat, imukärjet, kuitukangastaitokset, suojalasit

Vanupallot

ORBIS	MD128004	Orbis vanupallo nro 1 large	
	MD128005	Orbis vanupallo nro 2 medium	
	MD128006	Orbis vanupallo nro 3 small	
	MD128007	Orbis vanupallo nro 4 x-small	6 x 1 ras

Vanurullat

ORBIS	MD127885	Orbis Vanurulla nro 2	n. 600 kpl
--------------	----------	-----------------------	------------

ROEKO	11402	Vanurulla Parotis nro 1 9/80mm	100 kpl
--------------	-------	--------------------------------	---------



Imukärjet

ROEKO		Steriili, yksittäispakattu kirurginen imukärki. Läpimitta 4,8mm.	
	13030	Kirurginen imukärki Surgitip 4,8mm steriili	20 kpl
		Steriloitava Surgitip-adaptori kirurgista imua varten, 11 mm ja 16 mm imuille.	
	17182	Surgitip välikappale	1 x 1 pari

Kuitukangastaitos

ORBIS	MD121829	Kuitukangastaitos 10 x 10 cm	200 kpl
--------------	----------	------------------------------	---------



Suojalasit

KIMBERLY-CLARK		Silmäsuojus, joka suojaa myös sivusuunnasta tulevilta roiskeilta. Antistaattinen käsittely pitää visiirin kirkkaana myös pitkäaikaisessa käytössä. Kehykset ovat monikäyttöisiä. Kevyt rakenne, miellyttävä käyttää. Voidaan käyttää myös omien silmälasien päällä.	
	62196	Suojalasit Safeview visiiri kirkas kertakäyttö SV250L	25 kpl
	62197	Suojalasit Safeview sanku kertakäyttö SV100F	10 kpl




INFIELD	63091	Suojalasit Terminator kirkas	
	64341	Suojalasit Terminator Plus kirkas musta/minttu	
	66433	Suojalasit Terminator Small kirkas valk.	1 kpl



Kirurgia

- Ommelaineet
- Hemostaattiset sienet
- Kirurgiset pastat
- Puudutusneulat



Kirurgia

Ommelaineet, hemostaattiset sienet, kirurgiset pastat, puudutusneulat



Ommelaineet

COVIDIEN Erittäin nopeasti resorboituva synteettinen monofilamentti (yksisäikeinen). Valmistettu Polyglytone 6211-materiaalista. Resorboitumistapa on hydrolyysi, poistuu elimistöstä 56 vuorokaudessa. Lanka on siimamaista, erittäin taipuisaa ja solmun kestävyys on erinomainen. Neula C-13 kolmiokärki, leikkaava terä ulkokaarella, 3/8-ympyrä, pituus 19mm. (FS-2)
63003 Caprosyn 4-0 C-13 75cm väritön



36 kpl

JOHNSON Vicryl Rapid Polyglaktiini 910 on monisäikeinen nopeasti resorboituva synteettinen ommelaine. Lanka on väritön, pituus 45 cm. Neula 3/8 kaari, alta leikkaava kärki. Neulan pituus 19 mm. Materiaalin nopea imeytyminen on eduksi ommeltaessa ihoa ja limakalvoa, tikkejä ei tarvitse poistaa.
18461 Vicryl Rapid 4-0 FS2S V2920H 45cm väritön

36 kpl

Hemostaattiset sienet

JOHNSON Steriili, absorboituva gelatiinisieni. Resorboituu kudoksessa n. 3 viikossa. Vuotavalla iholla tai limakalvolla liukenee n. 3–5 päivässä. Neutraali pH, ei ärsytä kudoksia tai aiheuta allergisia reaktioita. Valmiit palat pakattu yksittäin.
19692 Spongostan 10 x 10 x 10 mm, absorboituva



24 kpl

Kirurgiset pastat

GCI Kirurginen pasta tuubissa. Ei sisällä eugenolia. Käyttövalmis 3 minuutissa, kovettumisaika 30 min. Pakkaus sisältää 90 g Base ja 90 g Catalyst.
10057 Kirurginen pasta Coe-Pak standard punainen

2 x 90 ml

Nopea kirurginen pasta tuubissa. Ei sisällä eugenolia. Käyttövalmis 1 minuutissa, kovettumisaika 10 min. Pakkaus sisältää 90 g Base ja 90 g Catalyst.

10058 Kirurginen pasta Coe-Pak hard & f vihreä

2 x 90 ml



Puudutusneulat

ORBIS
65976 Puudutusneula 27G 25mm S vihreä mm-kierre
65977 Puudutusneula 27G 35mm L lila mm-kierre
65978 Puudutusneula 30G 12mm XS sininen mm-kierre
65979 Puudutusneula 30G 25mm S vihreä mm-kierre
MD113719 Puudutusneula 27G 21mm S punainen mm-kierre
MD113720 Puudutusneula 30G 21mm S punainen mm-kierre

100 kpl



Diagnostiikka

- Röntgenfilmit
- Röntgenkemikaalit
- Röntgenfilmitaskut
- Röntgenpuhdistusaineet
- Muut röntgentarvikkeet
 - Suojapussit
- Röntgenkuvantamislevyt



Diagnostiikka

Röntgenfilmit, röntgenkemikaalit

RÖNTGEN- JA KUVANTAMISTUOTTEET

Röntgenfilmit intraoraali

- | | | |
|--------------|-------|--|
| KODAK | 12766 | Rtg filmi IO-41 Insight okklusaali
5,7x7,6cm single |
| | 18480 | Rtg filmi IB-21 Insight aikuisten
3,1x4,1cm single |



- | | | |
|-------------------|-------|---|
| DENTALFILM | | Röntgenfilmi, jossa kehite- ja kiinniteneite mukana. Filmi kehitetään 50 sekunnissa ilman apuvälineitä. Loppuhuuhdeltu vedellä. |
| | 14315 | Rtg filmi pika Eco 30 |



- | | | |
|--------------|-------|--|
| KODAK | 11985 | Rtg filmi DF-58 Ultra Speed aikuisten
3,1x4,1cm single |
| | 11987 | Rtg filmi DF-54 Ultra Speed lasten
2,2x3,5cm single |
| | 11989 | Rtg filmi DF-50 Ultra Speed okklusaali
5,7x7,6cm single |

150 kpl
100 kpl
25 kpl



Röntgenkemikaalit

- | | | |
|--------------|-------|---|
| ORBIS | | Käyttövalmis pikakehite. Kuvan voi kehittää purkissa. Kehitysaika noin 15 sekuntia. |
| | 17308 | Orbis Rtg kehite pika Plandent |

- | | | |
|--|-------|--|
| | | Käyttövalmis pikakiinnite. Kuvan voi kiinnittää purkissa. Kiinniteaika noin 30 sekuntia. |
| | 17309 | Orbis Rtg kiinnite pika Plandent |

500 ml

- | | | |
|--------------|-------|--|
| KODAK | | Erittäin nopea kehite ja kiinnite, 15 sek. Valmis käyttöliuos. |
| | 16112 | Rtg kehite pika Rapid Access |
| | 16113 | Rtg kiinnite pika Rapid Access |

500 ml





Diagnostiikka

Röntgenkemikaalit, röntgenfilmitaskut, puhdistusaineet

DÜRR Kehite- ja kiinniteaine erityisesti Periomat-kehityskonetta varten.
12480 Rtg kehite/kiinnite Periomat 2 x 4 plo




KODAK KODAK kehiteiviste käsinkehitykseen. Ohennus normaalikehitykseen 1:3, kehitysaika 5 min 21 asteessa. Ohennus pikakehitykseen 1:1, kehitys 60 s 20 asteessa.
11995 Rtg kehite Kodak Dental pieni

KODAK kiinniteiviste käsinkehitykseen. Ohennus normaalikiinnitykseen 1:3, kiinnitys 10–20 min 20 asteessa. Ohennus pikakiinnitykseen 1:1, kiinnitys 1,5–3 min 20 asteessa.
11996 Rtg kiinnite Kodak Dental pieni 4 x 250 ml

Röntgenfilmitaskut

**TROLL-
HÄTTEPLAST** 12125 Rtg filmitasku TR-2 occlusal
12128 Rtg filmitasku ZR-2 yksittäiskuville
12129 Rtg filmitasku TR-6 yksittäiskuville
12130 Rtg filmitasku TR-8 yksittäiskuville 100 kpl



Puhdistusaineet

DÜRR Perioclean-allas ja Dürr Universal Tankreiner -erikoispuhdistusaine Periomat-kehityskoneen kuljettimen puhdistukseen. Poistaa hapettumat, kemikaalijäämät ja hopeajäännökset. Pakkaus sisältää 1 kpl muovinen allas, 2 pulloa Universal Cleaner Tankreiner -kemikaalia sekä puhdistusharjan.
13227 Rtg Dürr Perioclean allas + Universal Tankreiner puhdistusaine 1 pakk

Dürr Universal Cleaner Tankreiner -erikoispuhdistusaine kaikille röntgenkehityslaitteille. Poistaa hapettumat, kemikaalijäämät ja hopeajäännökset. Käyttö kehityskonekohtaisen ohjeen mukaan. Pakkaus sisältää kaksi komponenttia: 2 x 1 l nestettä ja 2 x 5 g jauhetta, jotka riittävät kahteen puhdistuskertaan.
19836 Rtg Dürr Universal Tankreiner telojen puhdistusaine 2 x 1 l

67031 VistaScan kuvantamislevyjen puhdistus- ja desinointiaine yksittäispakattu 10 kpl



Diagnostiikka

Muut röntgentarvikkeet, suojapussit, röntgenkuvantamislevyt

Muut röntgentarvikkeet

ORBIS MD117142 Orbis Purentasuoja kuvantamislevylle Bite covers 0 2x3cm
MD117143 Orbis Purentasuoja kuvantamislevylle Bite covers 1 2x4cm
MD117145 Orbis Purentasuoja kuvantamislevylle Bite covers 3 2,7x5,4cm
MD117144 Orbis Purentasuoja kuvantamislevylle Bite covers 2 3x4cm



Suojapussit

ORBIS 66601 Orbis Suojapussi kuvantamislevylle 0 2x3cm
66602 Orbis Suojapussi kuvantamislevylle 1 2x4cm 100 kpl
66603 Orbis Suojapussi kuvantamislevylle 2 3x4cm 300 kpl
66604 Orbis Suojapussi kuvantamislevylle 3 2,7x5,4cm bitewing
66605 Orbis Suojapussi kuvantamislevylle 4 5,7x7,5cm okklusaali 100 kpl



DÜRR 62601 VistaScan suojapussi 2 3x4cm 300 kpl
62796 VistaScan suojapussi 0 2x3cm
62797 VistaScan suojapussi 3 2,7x5,4cm
62798 VistaScan Plus suojapussi 4 5,7x7,5cm okklusaali (VistaScan Intra, Combi ja Mini)
64389 VistaScan Perio suojapussi 4 5,7x7,5cm okklusaali (VistaScan Perio) 100 kpl

Röntgenkuvantamislevyt

DÜRR 64386 VistaScan Plus kuvantamislevy 2 aikuisten 3x4cm 4 kpl
64388 VistaScan Plus kuvantamislevy 4 okklusaali 5,7x7,5cm 1 kpl



Kuvantaminen

Intraoraalikuvantaminen



Kuvantaminen

- Intraoraalikuvantaminen
 - Kuvanlukijat
 - Ohjelmistot
 - Suukamerat



Planmeca
ProX™

Verraton kuvanlaatu

Planmeca ProX™ -intraoraaliröntgenlaitteen käytännöllinen muotoilu ja edistyneet teknologia tekevät röntgenkuvauksesta helppoa. Kohdistaminen on tarkkaa röntgenputkipään epäsymmetrisen muotoilun ja vakaan varren ansiosta. Käyttömukavuutta lisäävät valmiiksi ohjelmoidut pika- valinnat ja säädettävät kuvausparametrit (kV, mA, valotusaika).



Planmeca
ProSensor®

Planmeca ProSensor® -anturijärjestelmä tuo korkealaatuiset digitaaliset röntgenkuvat käyttöön nopeasti ja vaivattomasti.

- Digitaalisen kuvantamisen huippua
- Potilaslähtöinen muotoilu
- Kestävä ja hygieeninen rakenne
- Tarkka kuvanlaatu





Kuvantaminen

Kuvanlukijat

Kuvantaminen

Ohjelmistot, suukamerat



Planmeca ProScanner™

Kompakti ja tehokas kuvanlukijalaite intraoraalikuviin muodostukseen

Digitalisoi vastaanotto ja siirry filmittömään aikakauteen. **Planmeca ProScanner™** skannaa valotetun kuvalevyn, jolloin saat digitaalisen kuvan käyttösi filmipohjaisia intraoraaliröntgenlaitteita käyttämällä. Laitteen mukana tulevat kuvalevyt ovat helppokäyttöisiä, sillä ne ovat filmien tapaan ohuita ja taipuisia, ja oikealla käsittelyllä pitkäikäisiä. Kuvanlukija liitetään vastaanoton tietoverkkoon, jolloin yksi järjestelmä kattaa koko vastaanoton. Laitteen mukana toimitetaan suomenkielinen **Planmeca Romexis®** -ohjelmisto.

- Laaja valikoima kuvalevyjä
- Erinomainen kuvanlaatu
- Helppokäyttöinen LCD-kosketusnäyttö
- Nopea kuvanmuodostus



VistaScan Mini

Tehokas digitaalinen kuvanlukija

- Pienikokoinen
- Lukee kuvan erittäin tarkasti
- Suurin kuvakoko 5,7 x 7,6mm



Planmeca Romexis®




Planmeca Romexis® on kattava ohjelmisto 2D- ja 3D-kuvien muodostamiseen, katseluun ja käsittelyyn. Kaikki kuvat voidaan käsitellä kätevästi samassa ohjelmistossa. Tehokas työkalu tutkimuksiin, joissa käytetään useampia kuvatyyppejä.

Hoidon dokumentointiin

- Laaja käyttöalue
- Autofocus- ja kuvanvakaustoiminto
- Helppo ja nopea käyttää
- Liitettävissä tietokoneeseen
- Voidaan käyttää Planmeca Romexis -ohjelmiston kanssa

Panasonic-suukamera



Profylaksia ja kotihoito

Hammasharjat, hammasväliharjat



Profylaksia ja kotihoito

- Hammasharjat
- Hammasväliharjat
- Hammaslankaimet
- Puhdistuspastat
- Puhdistuskupit
 - Plakkivärit
- Fluorivalmisteet

Hammasharjat

ORBIS

Pehmeät harjakset

- 67054 Orbis Hammasharja koko 1
- 67055 Orbis Hammasharja koko 2
- 67056 Orbis Hammasharja koko 3

100 kpl



TRISA

63086 Hammasharja Trisa

1 kpl



ORAL B

- 65568 Hammasharja Stage 1
- 65604 Hammasharja Stage 2
- 65605 Hammasharja Stage 3

96 kpl



Hammasväliharjat

ORBIS

Koon mukaan värikoodattu, joustava kahva, josta saa hyvän otteen.

8 kappaleen pakkauksessa on yksi korkki, jota voi myös käyttää kahvan jatkeena.

- 67426 Orbis hammasväliharja 0,4mm pinkki
 - 67427 Orbis hammasväliharja 0,45mm oranssi
 - 67428 Orbis hammasväliharja 0,5mm punainen
 - 67429 Orbis hammasväliharja 0,6mm sininen
 - 67430 Orbis hammasväliharja 0,7mm keltainen
 - 67431 Orbis hammasväliharja 0,8mm vihreä
- 10 x 8 kpl



Hammasväliharja on kokonaisuudessaan 70 mm pitkä. Harjaosa on tiheää nailonharjasta. Varsi eli lanka on muovitettua, ruostumatonta, kiertettyä teräslankaa.

- 61494 Orbis hammasväliharja DP 2,7mm
- 61495 Orbis hammasväliharja DP 3,0mm
- 61496 Orbis hammasväliharja DP 5,0mm
- 61497 Orbis hammasväliharja DP 8,0mm

10 x 10 kpl





Profylaksia ja kotihoito

Hammasväliharjat, hammaslankaimet, puhdistuspastat

TEPE

Jokaisessa hammasväliharjassa on myös korkki, jota voi käyttää kahvan jatkeena.

- | | | |
|----------|--------------------------------------|--------|
| 63665 | Hammasväliharja TePe 0,4mm pinkki | |
| 63666 | Hammasväliharja TePe 0,45mm oranssi | |
| 63667 | Hammasväliharja TePe 0,5mm punainen | |
| 63668 | Hammasväliharja TePe 0,6mm sininen | |
| 63669 | Hammasväliharja TePe 0,7mm keltainen | |
| 63670 | Hammasväliharja TePe 0,8mm vihreä | |
| 63671 | Hammasväliharja TePe 1,1mm lila | |
| 63672 | Hammasväliharja TePe 1,3mm harmaa | |
| MD123669 | Hammasväliharja TePe 1,5mm musta | 25 kpl |



BRAGE NILSSON

- | | | |
|-------|--------------------------------------|--------|
| 14380 | Hammasväliharja P MY musta 3,2mm | |
| 14382 | Hammasväliharja P Mini sininen 4,2mm | |
| 16943 | Hammasväliharja P Macro lila 6,2mm | |
| 19374 | Hammasväliharja TreeTop 3/8mm | 10 kpl |

Hammaslankaimet

- | | | | |
|-------|-------|---------------|-------------|
| ORBIS | 67058 | Hammaslankain | 12 x 32 kpl |
|-------|-------|---------------|-------------|



- | | | | |
|--------|-------|--|--------|
| JORDAN | 66595 | Miracle hammaslankain (1 varsi + 21 vaihtopäätä) | 1 kpl |
| | 62550 | Miracle hammaslankain refill | 20 kpl |



Puhdistuspastat

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|-------|
| ORBIS | Tuubissa, sisältää fluoria 2 000 ppm | | |
| | MD118282 | RDA 40 erittäin hienojakoinen keltainen | |
| | 67061 | RDA 120 hienojakoinen pinkki | 70 ml |
| | 67062 | RDA 170 keskikarkea vihreä | |
| | 67063 | RDA 250 karkea sininen | 62 ml |



Profylaksia ja kotihoito

Puhdistuskupit, plakkivärit, fluorivalmisteet

Puhdistuskupit

ORBIS Lateksittomat puhdistuskupit, kierrossuositus 8 000–10 000rpm.

- | | | |
|----------|---|--------|
| 67507 | Puhdistuskuppi, W | |
| 67508 | Puhdistuskuppi, Snap-on | |
| 67509 | Puhdistuskuppi, ruuvattava | |
| MD123768 | Puhdistuskuppi, petite web pehmeä, ruuvattava | |
| MD123769 | Puhdistuskuppi, petite web kova, ruuvattava | 50 kpl |



Plakkivärit

DIRECTA AB Rondell Blue on esikasteltu pelletti. Erottaa värillään eri-ikäisen plakin: yli kolme päivää vanha plakki muuttuu siniseksi ja alle kolme päivää vanha punaiseksi.

- | | | |
|-------|-----------------------------|---------|
| 16419 | Plakkipelletti Rondell Blue | 100 kpl |
|-------|-----------------------------|---------|



Fluorivalmisteet

VOCO Tehokas kaksoisfluorilakka mm. vihloimen poistoon sisältäen natrium- ja kalsiumfluoridia (yhteensä 0,15 % fluoria).

- | | | |
|-------|------------------------------|--------------|
| 62567 | Bifluorid 5 Single Dose 1330 | 50 x 0,06 ml |
|-------|------------------------------|--------------|

Vaalean läpikuultava 5 % natriumfluoridilakka. Tarttuu kostean hampaan pintaan ja kovettuu helposti. Riittoisa.

- | | | |
|-------|--------------------------------|-------|
| 65617 | Profluorid Varnish tuubi melon | 10 ml |
|-------|--------------------------------|-------|



Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

- Suupeilit • Tutkimusinstrumentit • Sirpit • Viimeistelykyretit
- Paikkausinstrumentit • Tutkimusinstrumentit
- Yleis- ja viimeistelykyretit • Peilinvarret • Koetin-ientaskumitat
- Juurikanavainstrumentit • lenlanganviejät ja -pakkaajat
- College-atulat • Kirurgiset atulat • Lukkoatulat
- Merriam • Laastaimet • Poistopihdit • Pienet pihdit
- Juurensirut • Luksointi-instrumentit • Elevaattorit
- Haavahaat • Lakanahaat • Kirurgiset kauhat ja kovertimet
- Leikkausveitsen varret • Suonipuristimet • Neulankuljettimet
- Sakset • Mikrokirurgia • Endokirurgia • Teroituskivet
- Teroitusöljyt • Tarjottimet • Juurenhoitotelineet ja tarvikkeet
- Instrumenttikasetit • Sterilointilaatikot
- Lasitavara • Ilmanpuhdistimet • Poratelineet

Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

Suupeilit, tutkimusinstrumentit, sirpit, viimeistelykyretit, paikkausinstrumentit



Suupeilit

ORBIS	16640	Orbis Suupeili nro 4 suurentava	
	61267	Orbis Suupeili nro 4 standard	
	61268	Orbis Suupeili Rhodium nro 4 tasopeili	
	61269	Orbis Suupeili Rhodium nro 6 tasopeili	12 kpl



Tutkimusinstrumentit

Orbis-instrumentit ovat vihreitä ja silikonivartisia. Pakkauksessa on värikoodausrenkaat tunnistuksen helpottamiseksi. Kärjet kestävät kulutusta.

ORBIS	66629	Suupeilinvarsi PD 25	1 kpl
	66630	Koetin 5-9	
	66631	Koetin 17-23	




Sirpit

ORBIS	66632	Mikrosirppi 301-302	
	66633	Minisirppi 311-312	1 kpl




Viimeistelykyretit

ORBIS	66634	Gracey 201-202	
	66635	Gracey 203-204	
	66636	Gracey 205-206	
	66637	Gracey 207-208	
	66638	Gracey 209-210	
	66639	Gracey 211-212	
	66640	Gracey 213-214	1 kpl



Paikkausinstrumentit

ORBIS	66641	Koverrin pallo 63-64	
	66642	Täppäin 1,2-2,0 mm 350-380	
	66643	Täppäin pallo 1,5-2,5 mm 471-473	
	66644	Täppäin etuhammas 43-47	
	66645	Täppäin takahammas 48-702	
	66646	Yhdistelmämuovilaastain 446-447	
	66647	Amalgaamivuollin Nyström III 76-77	1 kpl





Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

College-atulat, kirurgiset atulat, lukkoatulat, Merriam, laastaimet, poistopihdit

ATULAT

College

- ORBIS** Ruostumatonta terästä. Kärkien sisäpinta rihlattu.
 56025 Orbis Atulat College 16 cm
 72023 Orbis Atulat College 16 cm pitkä kärkiosa 1 kpl



Kirurgiset atulat

- HU-FRIEDY** 19931 Atulat kirurgiset Adson 12cm TP42 suoraa
 1 kpl

Lukkoatulat

- CARL MARTIN** 13880 Atulat lukolla 651 1/2 15 cm 1 kpl



Merriam

- CARL MARTIN** 10933 Atulat Merriam 773 C 1 kpl



Laastaimet

- ORBIS** Metallivartinen laastain.
 72115 Orbis laastain leveä 7 mm
 72114 Orbis laastain keskikoko 6 mm
 72113 Orbis laastain kapea 5 mm 1 kpl



Poistopihdit

- ORBIS** Kärkien sisäosat on ristiinrihlatut.
 MD117260 Pihti yläetuhammas 1
 MD117261 Pihti yläpremolaari 7
 MD117262 Pihti alapremolaari 13




yläetuhammas 1. yläpremolaari 7. alapremolaari 13.

Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

Poistopihdit, pienet pihdit, juurensirut

ORBIS

- MD117263 Pihti ylämolaari oikea 17
 MD117264 Pihti ylämolaari vasen 18
 MD117265 Pihti alamolaari ss
 MD117266 Pihti alajuuri 33A
 MD117267 Pihti yläjuuri 51A
 MD117268 Pihti yläviisaudenhammas 67A
 MD117269 Pihti alaviisaudenhammas 79 1 kpl



CARL MARTIN

- 10937 Pihti juurensiru Witzel 406 yläjuuri
 64153 Pihti juurensiru 404 ylä/ala
 65167 Pihti juurensiru Witzel 407 alajuuri 1 kpl



Pienet pihdit

- TIM** 11619 Pihti lasten yläetu 137
 11620 Pihti lasten yläpremolaari 139
 11622 Pihti lasten yläjuuri 51S 1 kpl

VIVUT JA LUKSOINTI-INSTRUMENTIT

Juurensiru

- LM-DENTAL** MD118466 LM juurensiruvipu 769-771 Xsi 1 kpl





Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

Luksointi-instrumentit, elevaattorit, haavahaat

Luksointi-instrumentit

LM-DENTAL	67416	Luksointi-instrumentti LM Lift Out suora 2 mm vaaleansininen
	67419	Luksointi-instrumentti LM Lift Out taivutettu 3 mm sininen
	67417	Luksointi-instrumentti LM Lift Out suora 3 mm vaaleansininen
	67418	Luksointi-instrumentti LM Lift Out suora 5 mm vaaleansininen
	67420	Luksointi-instrumentti LM Lift Out taivutettu 5 mm sininen
	MD122658	Luksointi-instrumentti LM LiftOut, suora 4 mm
	MD122659	Luksointi-instrumentti LM LiftOut, taivutettu 4 mm
	MD125753	Luksointi-instrumentti LM SlimLift S3 suora 3mm
	MD125754	Luksointi-instrumentti LM SlimLift S4 suora 4mm
	MD125755	Luksointi-instrumentti LM SlimLift S5 suora 5 mm
	MD125756	Luksointi-instrumentti LM SlimLift C3 taivutettu 3mm
	MD125757	Luksointi-instrumentti LM SlimLift C4 taivutettu 4mm
	MD125758	Luksointi-instrumentti LM SlimLift C5 taivutettu 5mm



1 kpl

CARL MARTIN	65487	Luksointi-instrumentti/vipu LiquidSteel suora 2,5 mm LS589/1
	65488	Luksointi-instrumentti/vipu LiquidSteel suora 3,5 mm LS589/2




1 kpl

KIRURGISET INSTRUMENTIT

Eleaattorit ja haavahaat

HU-FRIEDY	19932	Periostielevaattori P24GSP 2-päinen
	62474	Periostielevaattori Freer 1865 2-päinen 18cm
	63321	Periostielevaattori P8D 2-päinen 17,5cm




1 kpl

Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

Lakanahaat, kirurgiset kauhat ja kovertimet, leikkausveitsen varret

Lakanahaat

CARL MARTIN	10964	Lakanahaka Backhaus 1815 9 cm
--------------------	-------	-------------------------------



1 kpl

AESULAP	65116	Lakanahaka Backhause BF431R
----------------	-------	-----------------------------

1 kpl

Kirurgiset kauhat, kovertimet

HU-FRIEDY	16165	Kauha kirurginen CM10
	16166	Kauha kirurginen CM11



1 kpl

CARL MARTIN	10954	Kauha kirurginen 1145/0 taivutettu Hemingway 17cm
	10955	Kauha kirurginen 1145/1 taivutettu Hemingway 17cm
	10956	Kauha kirurginen 1145/2 taivutettu Hemingway 17cm
	10957	Kauha kirurginen 1844 suora 14,5cm
	10958	Kauha kirurginen 1850 taivutettu mes./dist.



1 kpl

LEIKKAUSVEITSET

Leikkausveitsen varret

CARL MARTIN	10968	Leikkausveitsen varsi 871 A/3
--------------------	-------	-------------------------------

1 kpl

LM-DENTAL	17641	Leikkausveitsen varsi ErgoHold3
------------------	-------	---------------------------------

1 kpl

HU-FRIEDY	63325	Leikkausveitsen varsi 10-130-05E
------------------	-------	----------------------------------

1 kpl






Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

Suonipuristimet, neulankuljettimet, sakset


SUONIPURISTIMET

Mosquito

ORBIS	Taivutetut ja karhennetut kärjet 56053 Orbis suonipuristin 13 cm	1 kpl	
TIM	11636 Suonipuristin Mosquito käyrä 12c	1 kpl	


NEULANKULJETTIMET


Mathieu

ORBIS	72120 Orbis neulankuljetin Mathieu 14 cm 72121 Orbis neulankuljetin Mathieu 17 cm	1 kpl	
--------------	--	-------	---

HU-FRIEDY	14638 Neulankuljetin Crile-Wood NH5038 15 cm	1 kpl
------------------	--	-------

Sakset

ORBIS	MD117124 Orbis Sakset suorat terävät 11cm MD117125 Orbis Sakset käyrät terävät 11 cm 72069 Orbis Sakset Goldman-Fox 13 cm 56051 Orbis Kruunusakset käyrät terävät 11,5 cm 56532 Orbis Kruunusakset suorat terävät 11,5 cm	1 kpl	
--------------	---	-------	---

CARL MARTIN	12603 Sakset ompelidenpoisto taivutettu 868 11,5cm 12773 Sakset Metzenbaum 836 taivutettu 14cm 17694 Sakset suorat 832 13cm te/ty 62493 Sakset 12cm 807 SC/12	1 kpl	
------------------------	---	-------	--

Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

Mikrokirurgia, endokirurgia, teroituskivet, teroitusöljyt, tarjottimet



MUUT KIRURGISET INSTRUMENTIT

Mikrokirurgia


CARL MARTIN	66118 Papillaelevaattori mikrokirurgiaan 66115 Kudossakset mikrokirurgiaan 18 cm 66116 Neulankuljetin mikrokirurgiaan 18 cm timanttikarhennus 66117 Atulat mikrokirurgiaan 18 cm suorat 66119 Leikkausveitsen varsi mikrokirurgiaan 871MH/6 66120 Leikkausveitsen terä mikrokirurgiaan 871MB/69	1 kpl
------------------------	--	-------

Endokirurgia

MAILLEFER	13168 MTA annostelija endo 13192 MTA annostelijan kärki endo	1 kpl 50 kpl
------------------	---	-----------------

INSTRUMENTTIEN TEROITUS

Teroituskivet


HU-FRIEDY	10496 Teroituskivi Arkansas laatta SSAS22 10497 Teroituskivi Arkansas puikko SS299	1 kpl	
------------------	---	-------	---

Teroitusöljy

HU-FRIEDY	10499 Teroituskiviöljy Sharpen-Ez SSO	30 ml
------------------	---------------------------------------	-------

VASTAANOTON APUVÄLINEET

Tarjottimet

ORBIS	12099 Orbis Tarjotin teräs hiottu iso 1/1 185x285mm 72249 Orbis Tarjotin teräs 28 x 18 cm 72233 Orbis Tarjotin alumiini umpinainen hopea 28 x 18 cm 72248 Orbis Tarjottimen kansi teräs perforoitu 28 x 18 cm 72235 Orbis Tarjotin alumiinia perforoitu hopea 28 x 18 cm 72245 Orbis Tarjottimen kansi alumiini 28 x 18 cm	1 kpl	
--------------	---	-------	---



Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

Juurenhoitotelineet ja tarvikkeet, instrumenttikasetit, sterilointilaatikot,

poratelineet

Juurenhoitotelineet ja tarvikkeet

MAILLEFER	13686	CleanStand jh-teline 268P pyöreä	1 kpl
	14773	CleanStand vaahtokumipala 268S pyöreä	25 kpl



ORBIS	67412	Orbis Vaahtokumipala pyöreä jh-neulatelineeseen	25 kpl
--------------	-------	---	--------



Instrumenttikasetit

LM-DENTAL	17771	Instrumenttikasetti LM-Servo 8	1 kpl
	17770	Instrumenttikasetti LM-Servo 5	



Sterilointilaatikko

HU-FRIEDY	62980	Instrumenttien sterilointikasetti IM DIN138S sininen	1 kpl
------------------	-------	--	-------

AESULAP	66596	Ergoplant instrumenttien sterilointikasetti 273x172x30 mm	1 kpl
----------------	-------	---	-------



Poratelineet

MAILLEFER	13653	Porateline D0224 168 poralle tyhjä muovia	1 kpl
------------------	-------	---	-------



NICHROMINO	60957	Porateline 8 poralle FG	1 kpl
	60958	Porateline 4FG+4W	
	60959	Porateline 17FG	
	66518	Porateline Ergo Plug 8 sininen	

Instrumentit ja vastaanoton apuvälineet

Lasitavara, ilmanpuhdistimet

Lasitavara

EMMABODA	61759	Lasilevy kirkas/matta 95x70x5	1 kpl
-----------------	-------	-------------------------------	-------

BECHT	MD101378	Lääkelasi kulmikas kirkas	1 kpl
	MD101379	Lääkelasi kulmikas keltainen	
	MD101380	Lääkelasi kulmikas sininen	

ESCHENBACH	16985	Suurennuslasi pannalla 2.5X	1 kpl
-------------------	-------	-----------------------------	-------

INNOJOK	56185	Magni suurennuslasivalaisin 28W
----------------	-------	---------------------------------



Ilmanpuhdistimet

Monipuoliset ja luotettavat Health Premium -ilmanpuhdistimet on suunniteltu ammattikäyttöä varten. icleen on varustettu tehokkailla pienhiukkas-, kemikaali- ja hajunpoistosuodattimilla. Ilmanpuhdistimien tehokkuus on testattu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Tulosten mukaan ne pystyvät tuottamaan puhdasta sisäilmaa vaativissakin olosuhteissa (HyperHEPA®-suodatin aina 0,003 µm saakka).

Suodattaa mm. siitepölyn, allergeenit, bakteerit, virukset, homeitiöt, savuhiukkaset, aerosolit, epämiellyttävät hajut sekä laajan kirjon kemikaaleja (VOC). Sopii mm. eläinlääkärin vastaanoton odotushuoneeseen.

icleen
Health Premium





Kulmakappaleet, porat ja viimeistely

Planmecan kulmakappaleet



Planmecan kulmakappaleet

Uuden sukupolven kulmakappaleet

- Sininen **Planmeca Minea™** 1:1
- Vihreä **Planmeca Minea™** 5:1 (hidastava)
- Punainen **Planmeca Minea™** 1:5 (nopeuttava)

Kulmakappaleet, porat ja viimeistely

- Planmecan kulmakappaleet
 - Ruusuporat
 - Fissuuraporat
 - Kirurgiset porat
 - Zekrya-porat
 - Timantit
 - Hiontakiekot ja kehränvarret
 - Kiillotuskärjet



Tehokkaat ja hiljaiset turbiinit

- Perusturbiini **Planmeca Noma™** ML
- Pienipäinen turbiini **Planmeca Noma™** SL
- Multiflex-tyyppinen LED-liitin



Valikoimastamme löytyvät myös W&H:n ja KaVon kulmakappaleet ja turbiinit.



Kulmakappaleet, porat ja viimeistely

Ruusuporat

KIINNITYKSET: W=kulmakappale, H=suora käsikappale, FG=turbiini, HM=kovametallia

Ruusuporat W

- ORBIS** Teräksiset ruusuporat
- 61251 Orbis Ruusupora 006 W
 - 61252 Orbis Ruusupora 008 W
 - 61253 Orbis Ruusupora 010 W
 - 61254 Orbis Ruusupora 012 W
 - 61255 Orbis Ruusupora 014 W
 - 61256 Orbis Ruusupora 016 W
 - 61257 Orbis Ruusupora 018 W
 - 61258 Orbis Ruusupora 021 W
 - 61259 Orbis Ruusupora 023 W
 - 61260 Orbis Ruusupora 025 W
 - 61261 Orbis Ruusupora 027 W
 - 61262 Orbis Ruusupora 031 W



6 kpl

Ruusuporat H

- ORBIS**
- 61263 Orbis Ruusupora 014 H
 - 61264 Orbis Ruusupora 023 H

6 kpl

Ruusuporat, kovametalli

- H & M**
- 18511 Ruusupora HM1/008H
 - 18514 Ruusupora HM1/012H
 - 18516 Ruusupora HM1/016H
 - 18517 Ruusupora HM1/018H
 - 18519 Ruusupora HM1/023H
- 5 kpl
- 16465 Ruusupora HM1/006W
 - 16466 Ruusupora HM1/008W
 - 18494 Ruusupora HM1/010W
 - 18495 Ruusupora HM1/012W
 - 18496 Ruusupora HM1/014W
 - 18497 Ruusupora HM1/016W
 - 18499 Ruusupora HM1/021W
- 5 kpl



Kulmakappaleet, porat ja viimeistely

Fissuuraporat, kirurgiset porat, Zekrya-porat

Fissuuraporat, kovametalli, FG

- H & M**
- 16498 Fissuurapora HM21/008FG
 - 16499 Fissuurapora HM21/009FG
 - 16500 Fissuurapora HM21/010FG
 - 16501 Fissuurapora HM21/012FG
 - 16502 Fissuurapora HM21/014FG
 - 16504 Fissuurapora HM31/010FG
 - 16505 Fissuurapora HM31/012FG
 - 16507 Fissuurapora HM21R/010FG
 - 65252 Fissuurapora HM23R/016FG



5 kpl

Fissuuraporat, kovametalli, H

- H & M**
- 13726 Fissuurapora HM31/021H
 - 16452 Fissuurapora HM21/010H
 - 16458 Fissuurapora HM31/010H
 - 16459 Fissuurapora HM31/012H
 - 16460 Fissuurapora HM31/014H
 - 16461 Fissuurapora HM31/016H

5 kpl

Kirurgiset porat

- H & M**
- 14146 Lindemann 162/016FG XL
 - 60047 Lindemann 161RS/016FG
 - 14121 Lindemann 163/014WL
 - 14124 Lindemann 162/016WL
 - 14132 Lindemann 166/021WL
 - 14134 Lindemann HM162/016WL

2 kpl



Zekrya-porat FG, W

- ORBIS**
- MD127274 Orbis zekrya pora FG 23mm
 - MD127275 Orbis zekrya pora FG 28mm

5 kpl





Kulmakappaleet, porat ja viimeistely


Timantit

Turbiiniikiinnitteiset preparointitimantit

- MD114900 M 801/009 FG pallo
- MD114901 M 801/010 FG pallo
- MD114902 M 801/012 FG pallo
- MD114903 M 801/014 FG pallo
- MD114904 M 801/016 FG pallo
- MD114905 M 801/018 FG pallo
- MD114927 M 801/022 FG pallo
- MD114928 M 801/032 FG pallo



801



835



836



837



838

- MD114906 M 835/008 FG Fissuura tasapää
- MD114907 M 835/010 FG Fissuura tasapää
- MD114908 M 835/012 FG Fissuura tasapää
- MD114909 M 835/014 FG Fissuura tasapää
- MD114910 M 836/012 FG Fissuura tasapää
- MD114911 M 836/014 FG Fissuura tasapää
- MD114912 M 837/012 FG Fissuura tasapää

- MD114913 M 838/010 FG Fissuura pyörästetty
- MD114914 M 838/012 FG Fissuura pyörästetty
- MD114915 M 838/014 FG Fissuura pyörästetty
- MD114916 M 838/016 FG Fissuura pyörästetty



862



830

Turbiiniikiinnitteiset hiontatimantit

- MD114917 M 862/012 FG liekki
- MD114918 M 830/018 FG liekki
- MD114926 M 833/023 FG muna
- MD114937 M 830/023 FG Pullea liekki



833



879

Turbiiniikiinnitteiset samettitimantit

- MD114919 F 862/012 FG liekki
- MD114920 F 830/018 FG liekki
- MD114948 F 830/023 FG Pullea liekki

- MD114921 F 801/014 FG pallo
- MD114922 F 801/016 FG pallo
- MD114923 F 801/018 FG pallo
- MD114929 F 801/022 FG pallo
- MD114930 F 801/032 FG pallo
- MD114924 F 833/023 FG muna
- MD114925 F 879/014 FG kaarrosionta

5 kpl



Kulmakappaleet, porat ja viimeistely

Jyrsimet, hiontakiekot, kehränvarret, kiillotuskärjet

Jyrsimet W ja H

- H & M** 12829 Jyrsin 79/045W kapeneva 5 kpl



KIILLOTUS JA VIIMEISTELY


Hiontakiekot ja kehränvarret

- 3M ESPE** 12842 Hiontakieppo XT Pop-On lajitelma 2380 8 x 30 kpl
- 12843 Hiontakieppo XT Pop-On 2381C tumma oranssi
- 12844 Hiontakieppo XT Pop-On 2381M oranssi
- 12845 Hiontakieppo XT Pop-On 2381F vaalea oranssi
- 12847 Hiontakieppo XT Pop-On 2382C tumma oranssi
- 12848 Hiontakieppo XT Pop-On 2382M oranssi
- 12849 Hiontakieppo XT Pop-On 2382F vaalea oranssi 85 kpl
- 12176 Kehränvarsi Pop-On 1983 RA 3 kpl




Kiillotuskärjet

- ORBIS** MD125943 Orbis Kiillotuskärki minipoint medium keltainen muoville
- MD125944 Orbis Kiillotuskärki kuppi medium keltainen muoville
- MD125945 Orbis Kiillotuskärki liekki medium keltainen muoville
- MD125946 Orbis Kiillotuskärki minipoint fine sininen muoville
- MD125947 Orbis Kiillotuskärki kuppi fine sininen muoville
- MD125948 Orbis Kiillotuskärki liekki fine sininen muoville 50 kpl



- MD125955 Orbis Kiillotuskärki minipoint medium punainen keramialle
- MD125956 Orbis Kiillotuskärki kuppi medium punainen keramialle
- MD125957 Orbis Kiillotuskärki liekki medium punainen keramialle
- MD125958 Orbis Kiillotuskärki minipoint fine rosa keramialle
- MD125959 Orbis Kiillotuskärki kuppi fine rosa keramialle
- MD125960 Orbis Kiillotuskärki liekki fine rosa keramialle 25 kpl





Pienlaitteet

- Hammaskiven poistolaitteet
 - Ultraäänikärjet
 - Teroituslaitteet
- Kapselisekoittimet
- Valokovettajat

Pienlaitteet

Hammaskiven poistolaitteet



HAMMASKIVEN POISTOLAITTEET

LM-ProPower on sarja monikäyttöisiä ultraääni- ja jauhepuhdistuslaitteita ammattimaiseen hammashoittoon. Hyvän ergonomian ja ainutlaatuisen LED-valon ansiosta LM-ProPower -laitteet ovat erinomainen valinta hammaskiven poiston lisäksi tarkkuutta vaativiin hoitotoimenpiteisiin.



LM-ProPower
UltraLED

Ultraäänilaitte, joka soveltuu perinteisen hammaskiven poiston lisäksi myös juurihoitoon ja apikaaliseen kirurgiaan. Erityisen laaja tehonsäätöalue ja kattava kärkivalikoima tekevät siitä todellisen monitoimilaitteen kliiniseen työhön.



LM-ProPower
AirLED

Valollinen jauhepuhdistin värjäytymien diagnosointiin. Vakaa ja tarkka jauhesuihku, säädettävä teho ja ergonominen käsikappale ovat ainutlaatuinen yhdistelmä, jolla pääsee parhaaseen puhdistustulokseen.



LM-ProPower
CombiLED

LM-ProPower CombiLED yhdistää AirLEDin ja UltraLEDin eri ominaisuudet monipuoliseksi hoitoyksiköksi, joka soveltuu erilaisiin ultraääni- ja puhdistustoimenpiteisiin.



Pienlaitteet

Ultraäänilaitteen kärjet

LM-kärkivalikoima – parasta laatua kaikkiin tarpeisiin

- Linjakas muotoilu – parempi ulottuvuus ja vähemmän varjoja
- Erittäin kulutusta kestävä LM-DuraGradeMAX -teräs – pitkäikäiset kärjet
- Kattava kärkivalikoima hammaskiven poistoon, juurihoitoon, apikaali-kirurgiaan ja restoratiivisiin toimenpiteisiin
- Selkeät symbolit eri tehoalueille: helppo, turvallinen ja oikea tehonsäätö
- Yhteensopivuus LM:n ja Amdentin ultraäänilaitteiden kanssa

Kärkiavaimet



Yleinen kärkiavain
LM 10089S



Momenttiavain
• Kapea LM 10088S
• Kuusikulmainen LM 10088



Avain viilanpidikkeille
LM 10087




Yleinen kärkiavain, muovi
LM 10089



Tehoalue-symbolit

- Maksimi 40 %
Maksimi endotoiminnossa 60 %
- Maksimi 70 %
- Maksimi 100 %



Hammaskiven poisto

Hammaskiven poisto vaatii äärimmäistä tarkkuutta. Laaja valikoima eri tarpeisiin suunniteltuja ultraäänikärkiä takaa onnistuneen lopputuloksen.

Kärjet runsaan hammaskiven poistoon

PE-31
LM 100131

Soveltuu supragingivaalisen hammaskiven poistoon linguaali- ja bukkaali- ja approssimaalipinnoilta.



PE-32
LM 100132

Soveltuu supragingivaalisen hammaskiven poistoon linguaali- ja bukkaalipinnoilta.



PE-39
LM 100139

Soveltuu universaaliin supragingivaalisen hammaskiven poistoon linguaali- ja bukkaalipinnoilta.



PE-41A
LM 100141A

Soveltuu universaaliin supragingivaalisen hammaskiven poistoon linguaali- ja bukkaalipinnoilta.




Pienlaitteet

Ultraäänilaitteen kärjet

Yleiskärjet


PE-37
LM 100137

Universaalikärki, joka soveltuu erityisesti syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon, furkaatioihin, vähäisen hammaskiven poistoon supragingivaalisesti ja värjäytymien poistoon.




PE-37L
LM 100137L

Universaalikärki, joka soveltuu erityisesti syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon, furkaatioihin, vähäisen hammaskiven poistoon supragingivaalisesti ja värjäytymien poistoon. Vasemmalle taivutettu kärki ulottuu paremmin furkaatioihin.




PE-37R
LM 100137R

Universaalikärki, joka soveltuu erityisesti syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon, furkaatioihin, vähäisen hammaskiven poistoon supragingivaalisesti ja värjäytymien poistoon. Oikealle taivutettu kärki ulottuu paremmin furkaatioihin.



PE-41PF
LM 100141PF

Soveltuu supragingivaalisen hammaskiven poistoon linguaali-, bukkaali- ja approssimaalipinnoilta.



PE-41P
LM 100141P

Soveltuu universaaliin supragingivaalisen hammaskiven poistoon linguaali- ja bukkaalipinnoilta. Soveltuu myös syviin taskuihin.



PE-41AF
LM 100141AF

Soveltuu supragingivaalisen hammaskiven poistoon bukkaali-, linguaali- ja approssimaalipinnoilta. Soveltuu myös ylimäärien poistoon.



Paronhoito

PE-33
LM 100133

Soveltuu subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja furkaatioihin.



PE-33L
LM 100133L

Soveltuu subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja furkaatioihin. Vasemmalle taivutettu kärki ulottuu paremmin furkaatioihin.



PE-33R
LM 100133R

Soveltuu subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja furkaatioihin. Oikealle taivutettu kärki ulottuu paremmin furkaatioihin.




PE-38
LM 100138

Soveltuu subgingivaalisen hammaskiven poistoon linguaali- ja bukkaalipinnoilta ja furkaatioihin. Soveltuu myös vähäisen supragingivaalisen hammaskiven ja värjäytymien poistoon.



PE-38L
LM 100138L

Soveltuu subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja furkaatioihin. Soveltuu myös vähäisen supragingivaalisen hammaskiven ja värjäytymien poistoon. Vasemmalle taivutettu kärki ulottuu paremmin furkaatioihin.



PE-38R
LM 100138R

Soveltuu subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja furkaatioihin. Soveltuu myös vähäisen supragingivaalisen hammaskiven ja värjäytymien poistoon. Oikealle taivutettu kärki ulottuu paremmin furkaatioihin.




PE-40
LM 100140

Soveltuu syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon linguaali- ja bukkaalipinnoilta. Soveltuu myös vähäisen supragingivaalisen hammaskiven ja värjäytymien poistoon.



PE-40L
LM 100140L

Soveltuu syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja molaarien furkaatioihin. Vasemmalle taivutettu kärki ulottuu paremmin furkaatioihin.



PE-40R
LM 100140R

Soveltuu syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja molaarien furkaatioihin. Oikealle taivutettu kärki ulottuu paremmin furkaatioihin.



PE-40H
LM 100140H

Soveltuu syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon. Soveltuu erityisesti hammaskiven poistoon inkiisivien linguaalipinnoilta.



PE-41PS
LM 100141PS

Soveltuu syvällä olevan subgingivaalisen hammaskiven poistoon linguaali- ja bukkaalipinnoilta. Soveltuu myös vähäisen supragingivaalisen hammaskiven ja värjäytymien poistoon.





Pienlaitteet

Ultraäänikärjet, teroituslaitteet, kapselisekoittimet

Pienlaitteet

Valokovettajat



EMS miniMaster LED

Monipuolinen valollinen ultraäänilaitte



LM-Rondo

Teroituskone kaikille käsi-instrumenteille



CaPMix-kapselisekoitin

Meiltä löydät myös laadukkaat konehuoneen laitteet.



Ivoclar Vivadent Bluephase Style

- LED-valokovettaja
- Kaikille materiaaleille
- Valoteho 1100 mW/cm²



Coltolux LED Pen

- LED-valokovettaja
- Tehokas ja kevyt
 - Teho 1200 mW/cm²



Paikkaushoito

Eristysaineet, väliaikaiset kemialliskovetteiset täyteaineet



Paikkaushoito

- Eristysaineet
- Väliaikaiset kemialliskovetteiset täyteaineet
- Valokovetteiset yhdistelmämuovit • Flow-muovit
 - Yhdistelmämuovisidosaineet
- Etsaushapot ja puhdistusaineet • Harjatikut
- Sekoituskupit ja -lehtiöt • Siveltimet
- Vientineulat ja -kärjet • Valosuojat
 - Kärjet, annostelijat ja skaalat
 - Lasi-ionomeeritäyteaineet
 - Lasi-ionomeerien tarvikkeet
 - Annostelijainstrumentit
 - Kofferdam-kumit

Eristysaineet

DENTSPLY Kalsiumhydroksidipohjainen eristyspasta tuubeissa.
11926 Kemialliskovetteinen eristysaine
Dycal Ivory

24 g



PULPDENT Valokovetteinen fluoria vapauttava eristysaine. Sisältää hydroksiapatiittia uretaanidimetakrylaattimuovissa. Sitoutuu kemiallisesti sidosaineisiin ja yhdistelmämuoveihin sekä mikromekaanisesti dentiiniin. Vapauttaa kalsium-, hydroksi-, fluoridi- ja fosfaatti-ioneita, jotka ovat hyviä hammaskudokselle, edistävät sekundääridentiinin muodostumista sekä vaikuttavat kariostaattisesti.
18491 Valokovetteinen eristysaine Lime-Lite

4 x 1,2 ml



Väliaikaiset kemialliskovetteiset täyteaineet

3M ESPE Pehmeä väliaikainen täytemateriaali purkissa.
10180 Väliaikainen täyte Cavit G purkki

28 g



DENTSPLY Pitkäaikainen sinkkioksidieugenolia sisältävä väliaikainen täytemateriaali.

11447 Väliaikainen täyte IRM jauhe+neste 1 x 1 pakk.
12812 Väliaikainen täyte IRM Capsule 50 x 0,352 g
14274 Väliaikainen täyte IRM jauhe 40 g
16179 Väliaikainen täyte IRM neste 15 ml





Paikkaushoito

Yhdistelmämuovit, Flow-muovit

YHDISTELMÄMUOVIT

Valokovetteiset

ORBIS Valokovetteinen, radiopaakki, erittäin hieno nano-yhdistelmämuovi etu- ja taka-alueen täytteisiin.

- MD114738 PLT refill A1
- MD114739 PLT refill A2
- MD114740 PLT refill A3
- MD114741 PLT refill A3.5

20 x 0,25 g



- MD114732 Ruisku refill A1
- MD114733 Ruisku refill A2
- MD114734 Ruisku refill A3
- MD114735 Ruisku refill A3.5

4 g

- ITENA**
- MD120474 Reflectys kapseli A1
 - MD120475 Reflectys kapseli A2
 - MD120476 Reflectys kapseli A3
 - MD120477 Reflectys kapseli A3,5

20 x 0,25g



- MD127593 Reflectys ruisku A2
- MD127594 Reflectys ruisku A3
- MD127595 Reflectys ruisku A3,5

1 x 4g

- 3M ESPE**
- 11813 Filtek Z250 ruisku A3
 - 19062 Z100MP ruisku A2
 - 19077 Z100MP kapseli A1
 - 19078 Z100MP kapseli A2

4 g

18 x 0,2 g

Flow-muovit

ORBIS Valokovetteinen, tiksotrooppinen ja esteettinen lasifillereitä sisältävä yhdistelmämuovi.

- 63699 Ruisku refill A1
- 63700 Ruisku refill A2
- 63701 Ruisku refill A3
- 63702 Ruisku refill A3.5

2 x 2 g



Paikkaushoito

Yhdistelmämuovisidosaineet

- 3M ESPE** 67287 Filtek Supreme XTE Flow ruisku 4920 A1 2 x 2 g



KURARAY Juokseva paikkausmuovi, jonka fillerimäärä on kuitenkin hyvin suuri.

- 66185 Clearfil Majesty Flow ruisku A2
- 66186 Clearfil Majesty Flow ruisku A3

3,2 g



- VIVADENT**
- 64503 Tetric EvoFlow ruisku A2
 - 64504 Tetric EvoFlow ruisku A3

1 x 2 g



Yhdistelmämuovisidosaineet

ORBIS Etanolipohjainen yhden pullon sidosaine total-etch-työskentelyyn.

Sisältää fluoria. Tutustu käyttöohjeeseen.
MD120569 Orbi-Bond AF

5 ml

Itse-etsaava valokovetteinen yhden pullon sidosaine käytettäväksi valokovetteisten yhdistelmämuovien ja kompomeerien alla.

MD114800 Orbi-Bond SE

5 ml



- 3M ESPE**
- 62387 Adper Scotchbond 1 XT refill 4242 6 ml
 - MD118765 Scotchbond Universal refill pullo 5 ml



KURARAY Clearfil SE Bond on pulpaystävällinen itse-etsaava, valokovetteinen sidosaine. Liuottimena vesi, pH 2. Itse-etsaavan, vesipohjaisen SE Primerin ainutlaatuisen kemiallisen koostumuksen vähentää hampaan sensitiivisyyttä välittömästi applikoinnin jälkeen.

- 17535 Clearfil SE Bond Kit
- 17536 Clearfil SE Bond Bonding
- 17537 Clearfil SE Bond Primer

1 x 1 pakk.
5 ml
6 ml





Paikkaushoito

Etsaushapot ja puhdistusaineet

ITENA Yleissidosaine kaikkeen sidostamiseen, voidaan käyttää itse-etsaavana sekä total-etch-tekniikalla etsausaineen kanssa. Vähäinen haihtuminen: ei sisällä asetonia liuottimena.
MD115692 IperBond Ultra

5 ml



PULPDENT UNO-DUO on kaksoiskovetteinen sidosaine kaikkiin kliinisiin tapauksiin. UNO on yksinään yhden komponentin valokovetteinen sidosaine, liuottimena asetonin. Sopii käytettäväksi yhdistelmämuovityöteaineiden ja -sementtien kanssa. Kun tarvitaan kaksoiskovetteista sidosainetta, yhdistetään UNO ja DUO. Sopii kaikkiin epäsuoran tekniikan täytteisiin ja korjauksiin: kruunut, inlayt, amalgaamin sidostaminen sekä kaikki kaksois- tai kemialliskovetteiset sidokset.

11688 DenTASTIC UNO-DUO Kit
18012 DenTASTIC UNO Adhesive

1 x 1 pakk.
6 ml



Etsaushapot ja puhdistusaineet

PULPDENT Etsausgeeli. 38% fosforihappo dentiinin ja kiilteen etsaukseen sekä lasi-ionimeerin, posliinin ja metallien puhdistukseen. Erinomaisen koostumuksen ansiosta helppo ja valumaton käsitellä sekä helppo huuhdella kaviteetista. Tarkka annostelu halutulle alueelle taivutetun neulakärjen avulla.

17954 Etsausgeeli Etch-Rite Kit 38% 4 x 1,2 ml
17955 Etsausgeeli Etch-Rite Econo 38% 24 x 1,2 ml



Paikkaushoito

Harjatikut, sekoituskupit ja -lehtiöt

ITENA MD116199 Etsausgeeli DentoEtch 37 %

4 x 1,2 ml



YHDISTELMÄMUOVITARVIKKEET

Harjatikut

ORBIS 67050 Orbis Harjatikku Micro Brush Regular sininen 8,5 cm
67051 Orbis Harjatikku Micro Brush Fine pinkki 8,5 cm

4 x 100 kpl



MICROBRUSH 12874 Harjatikku Microbrush Regular värilajitelma telineeseen
14828 Harjatikku Microbrush + Fine värilajitelma telineeseen
14829 Harjatikku Microbrush+ Superfine valkoinen telineeseen

400 kpl



Sekoituskupit ja -lehtiöt

ORBIS MD119241 Sekoituskuppi 12 syvennystä

50 kpl



ORBIS 72305 kirkas 7 x 8 cm
61233 pergamentti 12 x 10 cm
61234 pergamentti 20 x 14 cm
60872 vahattu 6,4 x 6,4 cm
10526 vahattu 4 x 5 cm
MD113929 vahattu mitta-asteikolla 12 x 19 cm

1 x 100 kpl
10 x 50 kpl
1 x 75 kpl





Paikkaushoito

Siveltimet, vientineulat ja -kärjet, valosuojat, lasi-ionomeeritäyteaineet

Siveltimet

ORBIS	MD115189	Siveltimen varsi Orbis	1 kpl
	MD115213	Sivellin iso valkoinen kanta musta harjas	
	MD115214	Sivellin pieni valkoinen kanta musta harjas	
	72199	Sivellin pieni valkoinen kanta valkoinen harjas	
	72197	Sivellin pieni punainen kanta musta harjas	
	72198	Sivellin pieni punainen kanta valkoinen harjas	100 kpl



Vientineulat ja -kärjet

VISTA	63531	Vientineula Vista 22 G, musta	
	63532	Vientineula Vista 25 G, sininen	100 kpl



CENTRIX	13738	Centrix-kärjet läpinäkyvät	100 kpl
----------------	-------	----------------------------	---------



PULPDENT	17956	Etch-Rite vientineula 25G vaaleansininen	100 kpl
-----------------	-------	--	---------

Valosuojat

ORBIS	67510	Valosuoja polymerointiin	1 kpl
--------------	-------	--------------------------	-------



LASI-IONOMEERITÄYTEAINEET

Kemialliskovetteiset lasi-ionomeeritäyteaineet

GC	13844	Fuji II uusi jauhe nro 22	15 g
	13847	Fuji II uusi neste	10 g
	13764	Fuji Cap II kapseli N:22 yellow brown A3	50 x 0,1 ml



SDI	MD120308	Riva SC Fast kapseli A1	
	MD120309	Riva SC Fast kapseli A2	
	MD120310	Riva SC Fast kapseli A3	
	MD120311	Riva SC Fast kapseli A3,5	50 x 0,43 g



Paikkaushoito

Lasi-ionomeerien tarvikkeet, annostelijainstrumentit, Kofferdam-kumit

Valokovetteiset lasi-ionomeeritäyteaineet

GC	19769	Fuji II LC valok. neste uusi	
	19772	Fuji II LC A3 valok jauhe uusi	8 g
	16543	Fuji II LC kapseli lajitelma	15 g
	16544	Fuji II LC kapseli A2	
	16545	Fuji II LC kapseli A3	50 x 0,43 g
	13489	Fuji IX GP FAST kapseli A3	50 x 0,51 g



SDI	MD120298	Riva LC kapseli A1	
	MD120299	Riva LC kapseli A2	
	MD120300	Riva LC kapseli A3	
	MD120301	Riva LC kapseli A3,5	50 x 0,43 g



Annostelijainstrumentit

GC	64944	Fuji kapseliannostelija III	
	65052	Fuji kapseliannostelija IV	1 kpl



3M ESPE	13769	ESPE Aplicap applicator	1 kpl
----------------	-------	-------------------------	-------



Kofferdam-kumit

ORBIS		Lateksinen, kevyesti puuteroitu kofferdamikumi paloina, tumma medium. 15 x 15 cm.	
	60745	Orbis Kofferdam-kumi tumma medium 15x15	36 kpl

ROEKO		Synteettinen ja puuteriton non-latex kofferdam, väri violetti. Säilyvyysaika vähintään 3 vuotta. Koko 15 x 15 cm, paksuus 0,5 mm.	
	10681	Kofferdam Flexi-Dam synteettinen lila	30 kpl



ORBIS		Kofferdam rullassa. Koko 0,15m x 4,5m	
	16228	Orbis Kofferdamkumi vaalea ohut rullassa	
	16229	Orbis Kofferdamkumi tumma ohut rullassa	
	16230	Orbis Kofferdamkumi vaalea medium rullassa	
	16231	Orbis Kofferdamkumi tumma medium rullassa	
	16232	Orbis Kofferdamkumi tumma heavy rullassa	4,5 m



Juurihoito

- Juurikanavan avaaminen
- Hypokloriitti • Kalsiumhydroksidit
- Juurikanavatäyteaineet • Paperinastat
- Guttaperkkatäyttönastat • Lämmitteittäpaperkka
- Hormoneulat • Avaus ja paikannus • K-viilat
- Reamerit • Hedström-viilat
- Mekaaninen avaaminen • Pastanviejät
- Juurihoitotäytteen tiivistys
- Huuhteluneulat ja -ruiskut • Neulamitat
- Silikonistopparit
- Katkenneen juurihoitoneulan poistoon
- Juurikanavamittarit




Juurihoito

Juurikanavan avaaminen, hypokloriitti, kalsiumhydroksidit




Juurikanavan avaaminen

PULPDENT	Käyttövalmis, puskuroitu 17 % EDTA-liuos (etyyli-diamiinitetra-asetatiliuos) juurikanavien avaamiseen. Neutraali pH. Tehokas smearlayerin poistossa ja kanavan laajentamisessa. Käyttö myös juurikanavanastojen kiinnityksen yhteydessä, jolloin kanava puhdistuu hyvin ennen sementointia.		
17315	EDTA-neste 17 %	60 ml	
18203	EDTA-neste 17 %	120 ml	
MD114341	EDTA-neste 17 %	480 ml	

File-Rite EDTA -geeli helpottaa juurikanavan puhdistusta ja muotoilua voitelemalla juurihoitoneulaa nesteitä paremmin ja pidempään pienentäen siten neulan katkeamisen riskiä. Ei sisällä peroksidia.


16008	File-Rite EDTA geeli 17 %	4 x 5 g	
-------	---------------------------	---------	---


Hypokloriitti

ORBIS	MD123966	Orbis Canasol Hypokloriitti 2,5%	100 ml	
--------------	----------	----------------------------------	--------	---

VISTA DENT	65798	Hypokloriitti 3 %	480 ml	
-------------------	-------	-------------------	--------	---

Kalsiumhydroksidit

ORBIS	Röntgenkontrasti kalsiumhydroksiditahna ruiskussa.		
MD125431	Orbis Calcipaste kalsiumhydroksidi	2 x 1,2 ml	

PULPDENT	Kalsiumhydroksidigeeli ruiskussa. Röntgenkontrasti. Tasainen ja kermamainen koostumus. pH 12.		
17957	Multical Kit kalsiumhydroksidi	4 x 1,2 ml	



Juurihoito

Juurikanavatäyteaineet, paperinastat

Juurikanavatäyteaineet

ORBIS Orbis MTA on endodonttinen korjaussementti, joka on pakattu kapseliin. Orbis MTA koostuu hienojakoisesta hydrofiilisestä jauheesta ja nesteestä. Voidaan käyttää perforaatioiden korjaamiseen, retrogradisena täytteenä, apeksifikaatiossa sekä välittömään kattamiseen.

MD119590 Orbis MTA korjaussementti kapselissa 2 x 0,3 g



MAILLEFER ProRoot MTA on mineraaltrioksidihydride ja endodonttinen korjausmateriaali. ProRoot MTA on biologinen, pH 12, ei aiheuta tulehduksia, ei resorboidu kudoksen sisällä, sietää vettä, kosteutta sekä verta ja on röntgenopaakki. Kovettumisaika 3 tuntia.

18368 ProRoot MTA korjaussementti valkoinen L 5 x 1g
62263 ProRoot MTA korjaussementti valkoinen S 2 x 1 g


DENTSPLY 63379 AH Plus Jet automix refill 2 x 15 g



Paperinastat

ORBIS

18762	Orbis Paperinasta 15-40
18763	Orbis Paperinasta 45-80
18764	Orbis Paperinasta 15
18765	Orbis Paperinasta 20
18766	Orbis Paperinasta 25
18767	Orbis Paperinasta 30
18768	Orbis Paperinasta 35
18769	Orbis Paperinasta 40
18770	Orbis Paperinasta 45
18771	Orbis Paperinasta 50
18772	Orbis Paperinasta 55
18773	Orbis Paperinasta 60
18774	Orbis Paperinasta 70
18775	Orbis Paperinasta 80



200 kpl

Juurihoito

Paperinastat, guttaperkkatäyttönastat

ORBIS

Valmiiksi steriloitu paperinasta säästää aikaa ja vaivaa. Tehdassteriloitu paperinasta on erittäin imukykyinen. Viiden kappaleen yksittäispakkaukset.

MD117615	10	MD117623	50
MD117616	15	MD117624	55
MD117617	20	MD117625	60
MD117618	25	MD117626	70
MD117619	30	MD117627	80
MD117620	35	MD117628	90
MD117621	40	MD117629	15-40
MD117622	45	MD117630	45-80

4 % ja 6 % sekä multikooniset paperinastat. Käytä sopivaa paperinastaa kanavan mukaan, niin säästät nastoja ja aikaa.

MD122020	.04 /20	MD122028	.04/15-40
MD122021	.04 /25	MD122029	.06/20
MD122022	.04 /30	MD122030	.06/25
MD122023	.04 /35	MD122031	.06/30
MD122024	.04 /40	MD122032	.06/35
MD122025	.04 /45	MD122033	.06/40
MD122026	.04 /60	MD122034	.06/15-40
MD122027	.04 /90		
MD122035	F1	MD122038	F1-F3 lajit.
MD122036	F2	MD122039	F4-F5 lajit.
MD122037	F3		36 x 5 kpl



Guttaperkkatäyttönastat

ORBIS

19513	Orbis Guttaperkkanasta 10
18778	Orbis Guttaperkkanasta 15
18779	Orbis Guttaperkkanasta 20
18780	Orbis Guttaperkkanasta 25
18781	Orbis Guttaperkkanasta 30
18782	Orbis Guttaperkkanasta 35
18783	Orbis Guttaperkkanasta 40
18784	Orbis Guttaperkkanasta 45
18785	Orbis Guttaperkkanasta 50
18786	Orbis Guttaperkkanasta 55
18787	Orbis Guttaperkkanasta 60
18788	Orbis Guttaperkkanasta 70
18789	Orbis Guttaperkkanasta 80
19514	Orbis Guttaperkkanasta 90
19515	Orbis Guttaperkkanasta 100
19516	Orbis Guttaperkkanasta 110
19518	Orbis Guttaperkkanasta 130
18776	Orbis Guttaperkkanasta 15-40
18777	Orbis Guttaperkkanasta 45-80



120 kpl





Juurihoito

Lämmitintaperkka, hormoneulat, avaus ja paikannus, K-viilat

Juurihoito

K-viilat, reamerit



Lämmitintaperkka

MAILLEFER	10804	Thermafil 25mm/20-40 lajitelma	20 kpl
	10806	Thermafil 25mm/20	
	10807	Thermafil 25mm/25	
	10808	Thermafil 25mm/30	
	10809	Thermafil 25mm/35	
	10810	Thermafil 25mm/40	
	10811	Thermafil 25mm/45	
	10812	Thermafil 25mm/50	
	10813	Thermafil 25mm/55	
	10814	Thermafil 25mm/60	
	10815	Thermafil 25mm/70	
	10816	Thermafil 25mm/80	
	10818	Thermafil Verifier 25mm/50-90	6 kpl
	71209	Thermafil 25mm/45-100 lajitelma	20 kpl



JUURENHOITAINSTRUMENTIT

Hormoneulat

MAILLEFER	12403	Hormoneula steriili 4B-01 20 violetti	
	12406	Hormoneula steriili 4B-01 25 valkoinen	
	12423	Hormoneula steriili 4B-01 30 keltainen	
	12427	Hormoneula steriili 4B-01 35 punainen	
	12429	Hormoneula steriili 4B-01 40 sininen	
	12430	Hormoneula steriili 4B-01 50 vihreä	
	12636	Hormoneula steriili 4B-01 60 musta	10 x 1 kpl

Avaus ja paikannus

SYBRON- ENDO	16564	Pathfinder CS K1 25mm	
	16565	Pathfinder CS K2 25mm	
	16562	Pathfinder CS K1 21mm	
	16563	Pathfinder CS K2 21mm	6 kpl



K-viilat

SYBRON- ENDO	17519	K-Flex 08 25 mm	
	17520	K-Flex 10 25 mm	
	17521	K-Flex 15 25 mm	
	17522	K-Flex 20 25 mm	
	17523	K-Flex 25 25 mm	



SYBRON- ENDO	17524	K-Flex 30 25 mm	
	17525	K-Flex 35 25 mm	
	17526	K-Flex 40 25 mm	
	17527	K-Flex 45 25 mm	
	17528	K-Flex 50 25 mm	
	17530	K-Flex 60 25 mm	6 kpl

ORBIS	MD114648	K-viila 25 mm/06	
	MD114649	K-viila 25 mm/08	
	MD114650	K-viila 25 mm/10	
	MD114651	K-viila 25 mm/15	
	MD114652	K-viila 25 mm/20	
	MD114653	K-viila 25 mm/25	
	MD114654	K-viila 25 mm/30	
	MD114655	K-viila 25 mm/35	
	MD114656	K-viila 25 mm/40	
	MD114657	K-viila 25 mm/45	



ORBIS	MD114658	K-viila 25 mm/50	
	MD114659	K-viila 25 mm/55	
	MD114660	K-viila 25 mm/60	
	MD114661	K-viila 25 mm/70	
	MD114662	K-viila 25 mm/80	
	MD114663	K-viila 25 mm/15-40 lajitelma	6 kpl
	MD114664	K-viila 25 mm/45-80 lajitelma	

Reamerit

ORBIS	MD114678	Raspi 25 mm/08	
	MD114679	Raspi 25 mm/10	
	MD114680	Raspi 25 mm/15	
	MD114681	Raspi 25 mm/20	
	MD114682	Raspi 25 mm/25	
	MD114683	Raspi 25 mm/30	
	MD114684	Raspi 25 mm/35	
	MD114685	Raspi 25 mm/40	
	MD114686	Raspi 25 mm/45	
	MD114687	Raspi 25 mm/50	
	MD114690	Raspi 25 mm/55	
	MD114691	Raspi 25 mm/60	
	MD114692	Raspi 25 mm/70	
	MD114693	Raspi 25 mm/80	
	MD114688	Raspi 25 mm/15-40 lajitelma	
	MD114689	Raspi 25 mm/45-80 lajitelma	6 kpl





Juurihoito

Reamerit, Hedström-viilat

- MANI**
- MD120111 Raspi Mani 31mm/08
 - MD120112 Raspi Mani 31mm/10
 - MD120113 Raspi Mani 31mm/15
 - MD120114 Raspi Mani 31mm/20
 - MD120115 Raspi Mani 31mm/25
 - MD120116 Raspi Mani 31mm/30
 - MD120117 Raspi Mani 31mm/35
 - MD120118 Raspi Mani 31mm/40
 - MD120119 Raspi Mani 31mm/45
 - MD120120 Raspi Mani 31mm/50
 - MD120121 Raspi Mani 31mm/55
 - MD120122 Raspi Mani 31mm/60
 - MD120123 Raspi Mani 31mm/70

6 kpl

Hedström-viilat

- MAILLEFER**
- MD121164 Hedström steriili Readysteel 16D 31mm/90
 - MD121170 Hedström steriili Readysteel 16D 31mm/15-40 lajitelma
 - MD121171 Hedström steriili Readysteel 16D 31mm/45-80 lajitelma
 - MD121165 Hedström steriili Readysteel 16D 31mm/100
 - MD121166 Hedström steriili Readysteel 16D 31mm/110

6 x 1 kpl

- ORBIS**
- MD114666 Hedström 25 mm/08
 - MD114667 Hedström 25 mm/10
 - MD114668 Hedström 25 mm/15
 - MD114669 Hedström 25 mm/20
 - MD114670 Hedström 25 mm/25
 - MD114671 Hedström 25 mm/30
 - MD114672 Hedström 25 mm/35
 - MD114673 Hedström 25 mm/40
 - MD114674 Hedström 25 mm/45
 - MD114675 Hedström 25 mm/50
 - MD114694 Hedström 25 mm/55
 - MD114695 Hedström 25 mm/60
 - MD114696 Hedström 25 mm/70
 - MD114697 Hedström 25 mm/80
 - MD114676 Hedström 25 mm/15-40 lajitelma
 - MD114677 Hedström 25 mm/45-80 lajitelma



6 kpl

Juurihoito

Hedström-viilat, mekaaninen avaaminen

- MANI**
- MD120083 Hedström Mani 31mm/10
 - MD120084 Hedström Mani 31mm/15
 - MD120085 Hedström Mani 31mm/20
 - MD120086 Hedström Mani 31mm/25
 - MD120087 Hedström Mani 31mm/30
 - MD120088 Hedström Mani 31mm/35
 - MD120089 Hedström Mani 31mm/40
 - MD120090 Hedström Mani 31mm/45
 - MD120091 Hedström Mani 31mm/50
 - MD120092 Hedström Mani 31mm/55
 - MD120093 Hedström Mani 31mm/60
 - MD126995 Hedström Mani 31mm/70
 - MD126996 Hedström Mani 31mm/80
 - MD126487 Hedström Mani 31mm/15-40 lajitelma
 - MD126488 Hedström Mani 31mm/45-80 lajitelma

6 kpl


Mekaaninen avaaminen

- MANI**
- MD127998 Gates Mani 1-6/32mm lajitelma
 - MD127997 Gates Mani 6/32mm
 - MD127996 Gates Mani 5/32mm
 - MD127995 Gates Mani 4/32mm
 - MD127994 Gates Mani 3/32mm
 - MD127993 Gates Mani 2/32mm
 - MD127992 Gates Mani 1/32mm



6 kpl

- MAILLEFER**
- 63720 Largo 9/1 RA 32mm
 - 63721 Largo 9/3 RA 32mm
 - 63722 Largo 9/4 RA 32mm
 - 63723 Largo 9/6 RA 32mm
 - 64421 Largo 9/2 RA 32mm
 - 12686 Profile .04 11N 31mm/40
 - 12687 Profile .04 11N 31mm/45
 - 12688 Profile .04 11N 31mm/60
 - 15470 Profile O.S. 359/4 19mm 07/50 sininen
 - MD121489 PathFile steriili 25mm/13
 - MD121490 PathFile steriili 25mm/16
 - MD121494 PathFile steriili 31mm/13
 - MD121496 PathFile steriili 31mm/16
 - MD121498 PathFile steriili 31mm/19



6 kpl

6 kpl

6 x 1 kpl



Juurihoito

Pastanviejät, täytteen tiivistys, huuhteluneulat ja -ruiskut


MAILLEFER	64166	ProTaper Universal Finishing file 411/31mm/F1
	64167	ProTaper Universal Finishing file 411/31mm/F2
	64168	ProTaper Universal Finishing file 411/31mm/F3
	64169	ProTaper Universal Finishing file 411/31mm/F4
	64170	ProTaper Universal Finishing file 411/31mm/F5
	64171	ProTaper Universal Shaping file 410/31mm/S1
	64172	ProTaper Universal Shaping file 410/31mm/S2
	64193	ProTaper Universal Finishing file 411/25mm/F5
	64205	ProTaper Universal Shaping file 410/19mm/SX



6 kpl

Pastanviejät

MAILLEFER	13088	Lentula 22/25mm/1 XF punainen
	13089	Lentula 22/25mm/2 F sininen
	13090	Lentula 22/25mm/3 M vihreä
	13091	Lentula 22/25mm/4 C musta
SENDOLINE	70879	Lentula Sendoline 29mm/29
	70880	Lentula Sendoline 29mm/30
	70881	Lentula Sendoline 29mm/35
	70882	Lentula Sendoline 29mm/40



4 kpl

Täytteen tiivistys

MAILLEFER	14928	Fingerspreader 182 25mm/A keltainen
	14929	Fingerspreader 182 25mm/B punainen
	14930	Fingerspreader 182 25mm/C sininen
	14931	Fingerspreader 182 25mm/D vihreä
	14932	Fingerspreader 182 25mm/A-D

4 kpl

Huuhteluneulat

VEDEFAR	19426	Huuhteluneula steriili VMK 28 G	100 x 1 kpl
COVIDIEN	19912	Huuhteluneula Monoject 27G	4 x 25 kpl
VISTA DENT	63520	Huuhteluneula Vista 23G sininen	
	63521	Huuhteluneula Vista 27G keltainen	
	63522	Huuhteluneula Vista 30G purple	20 kpl
KERR	70457	Huuhteluneula Hawe 30G keltainen 505	40 kpl

Huuhteluruiskut

VISTA DENT	63526	Huuhteluruisku LuerLock 6ml	100 kpl
-------------------	-------	-----------------------------	---------



Juurihoito

Neulamitat, silikonistopparit, katkenneen neulan poisto, juurikanavamittarit

AESULAP	63510	Huuhteluruisku steriili Luer 5ml	
	63511	Huuhteluruisku steriili Luer 10ml	
	63512	Huuhteluruisku steriili Luer 20ml	100 x 1 kpl

B.BRAUN MEDICAL	MD105559	Huuhteluruisku steriili LuerLock 5 ml	
	MD105560	Huuhteluruisku steriili LuerLock 10 ml	
	MD105561	Huuhteluruisku steriili LuerLock 20 ml	100 x 1 kpl

Neulamitat

MAILLEFER	13114	JH-nastamitta 186	
	18798	JH-neulamitta Mini-Endo-Bloc 327	1 kpl




Silikonistopparit

MAILLEFER		Muovinen annostelijarasia, jossa neulamitta sivulla.	
	13083	Silikonistoppari annostelija keltainen	1 kpl



Katkenneen juurihoitoneulan poistoon

H & M		Meitrac I on tarkoitettu neuloille. Halkaisija 0,15 –0,5 mm. Sisältää yhden poran, kaksi Meitrac I -extraktoria, värikoodit valkoinen ja keltainen.	
	18175	Endo-Safety Kit Meitrac 1/2271	



Meitrac II on tarkoitettu neuloille ja nastoille. Halkaisija 0,5–0,9 mm. Sisältää yhden poran, kaksi Meitrac II -extraktoria, värikoodit punainen ja vihreä.


18176	Endo-Safety Kit Meitrac 2/2272
-------	--------------------------------



1 x 1 pakk.

Juurikanavamittarit

MORITA	32087	Root ZX mini apexmittari, valkoinen	
	32090	Root ZX mini apexmittari, punainen	
	32091	Root ZX mini apexmittari, sininen	
	32092	Root ZX mini apexmittari, vihreä	
	32202	Tri Auto Mini juurihoitokäsikappale	1 kpl



1 kpl





Jäljentäminen

Alginaatit, A-silikonit

JÄLJENNÖSAINEET

Alginaatit

ORBIS

Nopeasti kovettuva, väriä vaihtava alginaatti. Sekoitusaika 30 s, työskentelyaika 60 s, kokonaiskovettumisaika 3 min 30 s. Pakkauksessa mukana mittakauha.

60949 Orbis Alginaatti Pharmalgat Fast väriävaihtava

2 x 500 g



LASCOD

Väriä vaihtava nopea alginaatti. Sekoitusaika on 45 sekuntia, työskentelyaika 1 minuutti 45 sekuntia (sisältäen sekoitusajan) ja kokonaiskovettumisaika 3 minuuttia käytettäessä 23-asteista vettä. Jäljennös on valukelpoinen jopa 100 tuntia.

60950 Alginaatti Kromopan 100 laatikko

3 x 450 g

60952 Alginaatti Kromopan 100 purkki

450 g

A-silikonit

COLTÈNE

Pyssysekotteinen A-silikonipohjainen lusikkamateriaali ampullissa. Työskentelyaika 60 s, kovettumisaika suussa 2 min 30 s.

17149 Affinis 75 Heavy Body

2 x 75 ml

Pyssysekotteinen A-silikonipohjainen tarkkuusjäljennösaine ampullissa. Työskentelyaika 60 s, kovettumisaika suussa 2 min.

17150 Affinis 50 Light Body

2 x 50 ml

Jäljentäminen

- Alginaatit • A-silikonit
 - Lusikkaliimat
- Purennanrekisteröintiaineet
 - Jäljennösainejakelijat
 - Sekoituslehtiöt ja -kärjet
- Veren tyrehdyttämistarvikkeet
 - Purentafoliot
- Kruunu- ja siltamateriaalit
 - Resiinisementit



Jäljentäminen

A-silikonit

Jäljentäminen

A-silikonit, lusikkaliimat, jäljennösainejakelijat



ORBIS

Hydrofiiliset ja tiksotrooppiset jäljennösaineet. Tarkkuusjäljennösaine ampullissa sekä lusikkamateriaalit automaattiseen sekoituslaitteeseen.

- MD123763 Light Body 2 x 50 ml + 12 keltaista sekoituskärkeä
- MD123764 Heavy body
- MD123765 Putty Soft 2 x 380 ml 1:5

TEKNISET TIEDOT JA TUOTTEEN OMINAISUUDET			
TEKNISET TIEDOT	Orbi-Sil A PUTTY SOFT	Orbi-Sil A HEAVY	Orbi-Sil A LIGHT
Koostumus / EN ISO 4823	Muovailtava / Tyyppi 0	matalaviskoosinen / Tyyppi 1	korkeaviskoosinen / tyyppi 3
Väri	sininen	sininen	vihreä
Annostus (1:1) / Sekoittumisaika			automaattinen
Annostus (5:1) / Sekoittumisaika	automaattinen	automaattinen	
Kokonaistyöskentelyaika sis. sekoittumisaika	maks. 2 min. 15 sek.	maks. 2 min. 15 sek.	maks. 2 min. 15 sek.
Intraoraali kovettumisaika	≥ 2 min. 15 sek.	≥ 2 min. 15 sek.	≥ 2 min. 15 sek.
Kokonaiskovettumisaika (väh.)	4 min. 30 sek.	4 min. 30 sek.	4 min. 30 sek.
Muodonmuutos paineen alla	2,5 %	2 %	6 %
Mallin palautuminen	99,5 %	99,6 %	99,8 %
Lineaarinen muutos	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Maku	neutral	neutral	neutral

Aikatiedot pätevät lämpötilan ollessa 23 °C ja suhteellisen kosteuden ollessa 50+/- 10 %.
Yleisesti ottaen korkeat lämpötilat nopeuttavat, matalat lämpötilat hidastavat aineen kovettumista.



3M ESPE

Käsisekoittainen, A-silikonipohjainen tarkkuusjäljennösaine putty wash -tekniikkaan. Kruunu-, silta- ja inlay/onlay-jäljennökset. Käytetään yhdessä Express-pyssysekoitteisten materiaalien kanssa: Light ja Regular Body regular set tai Light body fast set. Pakkauksessa base ja catalyst à 305 ml. 12626 Express Putty 7312

Pyssysekoittainen A-silikoni tarkkuusjäljennösaine. Käytetään yhdessä konesekoittisten Express 2 Penta H- tai Express 2 Penta Putty -materiaalien kanssa. Työskentelyaika 2 min, kovettumisaika suussa 3 min 30 s. Pakkaus sisältää 4 x 50 ml ampullia sekä 10 kpl Garant-keltakantaisia sekoituskärkiä.

64657 Express 2 Light Body Standard 36813 violetti

Nopeasti kovettuva, pyssysekoittainen A-silikoni tarkkuusjäljennösaine.

65080 Express 2 Light Body Standard Quick 36814 punainen



2 x 305 ml

4 x 50 ml

4 x 50 ml

Lusikkaliimat

ORBIS

- MD115217 Polyeetteriliima
- MD115218 Silikoniliima

30 ml
10 ml



JÄLJENNÖSTARVIKKEET

Jäljennösainejakelijat

COLTÈNE

- 17056 Coltène jakelija 50/75 DS-74

1 kpl





Jäljentäminen

Sekoituskärjet ja lehtiöt, veren tyrehtyttämistarvikkeet

Sekoituslehtiöt ja -kärjet

ORBIS	72305	kirkas 7 x 8 cm	
	61233	pergamentti 12 x 10 cm	
	61234	pergamentti 20 x 14 cm	1 x 100 kpl
	60872	vahattu 6,4 x 6,4 cm	10 x 50 kpl
	10526	vahattu 4 x 5 cm	
	MD113929	vahattu mitta-asteikolla 12 x 19 cm	1 x 75 kpl

Sekoitussuhteet 1:1 ja 1:2

67361	Keltainen
67362	Turkoosi
67363	Pinkki
67383	Sininen pitkä
72289	Sininen lyhyt
72292	Valkoinen

Sekoitussuhde 1:4 ja 1:10

67364	Sininen oranssi spiraali
-------	--------------------------



50 kpl

Veren tyrehtyttämistarvikkeet

PASCAL	Pehmeästä 100 % puuvillasta jatkuvaksi ketjuksi ommeltu ienlanka. Rakenteensa ansiosta lanka on helppo viedä paikoilleen, pysyy hyvin eikä purkautu viennin aikana. Langan voi kostuttaa hemostaattinesteellä tai -geelillä.
63880	Ienlanka Knit Trax 0 vaalean violetti
63881	Ienlanka Knit Trax 1 turkoosi
63882	Ienlanka Knit Trax 2 keltainen



2,54 m

ROEKO	Stay-Put on yhdistelmä punottua ja kyllästämätöntä puuvillalankaa sekä ultraohutta kuparilankapunosta. Pysyy hyvin muodossa, johon se taivutetaan ja paikassa, johon se asetetaan. Voidaan kostuttaa hemostaatilla.
18928	Ienlanka Stay-Put 1 Fine
18929	Ienlanka Stay-Put 2 Medium

1,83 m

PASCAL	Stat Gel 15,5 % rautasulfaatti tehokkaaseen verenvuodon tyrehtyttämiseen. Helppo applikoida pienestä tupsupäisestä ruiskusta. Aineen ainutlaatuisen puskuroidun pH:n ansiosta kudovaurioiden riski on pieni. Tyrehtyttää verenvuodon tehokkaasti 1–3 minuutissa.
16239	Stat-Gel 15,5 % rautasulfaatti ruiskussa

12 x 0,75 g



Jäljentäminen

Purentafoliot, kruunu- ja siltamateriaalit, resiinisementit

PURENNAN REKISTERÖINTI

Purentafoliot

BAUSCH	17898	Arti-Fol punainen 22mm 2p BK25 8my kotelossa	20 m
---------------	-------	--	------

PROTETIIKKA VASTAANOTOLLA

Kruunu- ja siltamateriaalit

ITENA	MD118621	Väliaikainen sementti ProviTemp automix ruiskussa	
	MD118619	DentoTemp automix ruisku	1 x 5 ml

3M ESPE Pitkäaikainen väliaikainen kruunu- ja siltamateriaali. Elastinen bis-akryylimuovikomponentti ja nanofilleriteknologia lisäävät väliaikaismateriaalin murtolujuutta ja parantavat sen kulutuskestävyyttä. Nopea kiillottaa perinteisillä mekaanisilla viimeistelyinstrumenteilla.

65640	Protemp 4 Garant Intro Kit A2
65642	Protemp 4 Garant refill A2
65643	Protemp 4 Garant refill A3
65644	Protemp 4 Garant refill B3



50 ml

KIINNITYSAINEET JA -SEMENTIT

Resiinisementit, kaksoiskovetteiset

KURARAY	Universaali, fluoria luovuttava, hapettomissa olosuhteissa kovettava pulpaystävällinen resiinisementti, joka voidaan myös kovettaa perinteisellä valokovettajalla tai LED-valolla. Panavia F 2,0 -sementillä voidaan kiinnittää käytännöllisesti katsoen kaikkia rakenteita sekä kiilteeseen että dentiiniin. Oksidikeramiata ei saa silanoida Panavialla sementtoitaessa. Panavia sisältää MDP:n (10-Metakrylodekyylivetyfosfaatti), joka sitoutuu voimakkaasti hammaskudokseen. ED Primer 2,0 on itse-etsaava, joka takaa täysin tiiviin kiinnityssauman. Intro-pakkaus sisältää: A-pasta 5 g, B-pasta väriä TC (tooth color) 4,6 g, ED Primer neste A ja B à 4 ml, Oxyquard II 6 ml, Alloy Primer 1 ml, sekoituslehtiö ja -laastain, siveltimenvarsi ja siveltimenpää, sekoituskuppi sekä käyttöohje.		
18737	Panavia F 2.0 Kit TC (Tooth Colour)		
72373	Panavia F 2.0 Kit Light		1 x 1 pakk.



ITENA	MD117221	TotalCem automix ruiskussa translucent	1 x 8 g
--------------	----------	--	---------



Oikomishoito

- Etsattavat kiinnikkeet ja nupit
 - Punotut langat
- Voimaketjut ja -langat
- Kiinnitysmateriaalit



Oikomishoito

Etsattavat kiinnikkeet ja nupit, punotut langat, voimaketjut ja -langat, kiinnitysmateriaalit



Etsattavat kiinnikkeet ja nupit


RMO	21788	M09000 Kiinnike ylä 1 o/v Integra Edgewise standard .018	
	21789	M09001 Kiinnike ylä 2 o/v Integra Edgewise standard .018	
	21791	M09006 Kiinnike ala 1,2 o/v Integra Edgewise standard .018	
	21790	M09002 Kiinnike ylä/ala 3,4,5 Integra Edgewise standard .018	10 kpl

GAC	25112	A0047D Etsattava nuppi A07902 kantikas pohja	
	26852	30-000-00 Etsattava nuppi pyöreä, tasainen pohja	10 kpl

DENTAURUM	27862	750-002-50 Etsattava nuppi kantikas, tasainen pohja	
	27863	750-001-51 Etsattava nuppi pyöreä, kaareva pohja	10 kpl

Punotut langat

MASEL	28837	4998-215 6-punoslanka Penta-one 0215	10 kpl
--------------	-------	--------------------------------------	--------




Voimaketjut ja -langat

MASEL	26550	Ettc25 Voimalanka 025 kirkas ontto lateksiton 4108-450 7,5m	
	26551	Ettg25 Voimalanka 025 harmaa ontto lateksiton 4108-650 7,5m	7,5 m

MORITA	26560	LW 5149 Voimaketju 2 kirkas lateksiton	
	28578	LX 2849 Voimaketju 0 kirkas lateksiton	
	28579	LN 4049 Voimaketju 1 kirkas lateksiton	
	29416	LN 4049G Voimaketju 1 harmaa lateksiton	4,7 m

Kiinnitysmateriaalit

RMO	Sininen väri helpottaa ylimäärien poistamista		
	MD118517	Valokovetteinen kiinnityssementti	1 x 5 g
	Nopea ja helppo käyttää juoksevuuksensa ansiosta		
	MD118518	Valokovetteinen kiinnitysmateriaali	1 x 1 pakk.





Palvelut

- PlanOrder
- PlanNet
- Vastaanoton suunnittelupalvelu

Palvelut

Materiaalihallinta, tarveainetilaukset, vastaanoton suunnittelu



PlanOrder

PlanOrder on Plandentin tarjoama automatisoitu materiaalihallintapalvelu, jonka avulla varastonhallinta tehostuu ja tärkeimpien tarvikkeiden riittävyys vastaanotolla on helppo varmistaa. Palvelu on kestävä ratkaisu eläinlääkäriaseman materiaalihallinnan kehittämiseen. Manuaalisen rutiinityön väheneminen vapauttaa aikaa, pienentää virhetilauksen määrää, vähentää materiaalien vanhentumisen riskiä ja helpottaa inventointia. PlanOrder alentaa myös kuljetuskustannuksia ja säästää ympäristöä.



PlanNet

PlanNet-internetpalvelun kautta tilaat tarveaineet vaivattomasti silloin, kun sinulle parhaiten sopii. PlanNetistä löydät aina ajan tasalla olevat tuotetiedot, käyttöturvatiedotteet ja tarjoukset. PlanNetin kautta käytössäsi on myös kattavasti tietoa asioinnistasi Plandentillä, mm. tilaushistoriasi, laskutus-tietosi sekä vuotuiset ostosi.

Vastaanoton suunnittelu-palvelu

Suunnittelupalvelumme auttaa toimivan työympäristön rakentamisessa oli kyseessä sitten eläinlääkärin vastaanotto, välinehuoltoyksikkö tai muu työtila. Otamme huomioon eläinlääkärin erikoistarpeet ja työskentelytavat ja varmistamme kaapistojen yhteensopivuuden. Palveluun sisältyy:

- Yksilöllinen tarvekartoitus
- Hoituhuoneiden ja välinehuollon kaapistojen suunnittelu työskentelyergonomian ja hygieniatekijöiden mukaisesti
- Yksityiskohtainen suunnitelma teknisenä pohjakuvana ja 3D-kuvana
- Tarjous hyväksytyyn suunnitelman mukaisesta kaapisto- ja laitekokonaisuudesta
- Hyväksytyyn suunnitelman toteutus



Plandent Oy
– kaikkea hammashoittoon

www.plandent.fi

Plandent Oy

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki

Vaihde	020 7795 200
Tarveaineet	020 368 680
Laitteet ja kalusteet	020 398 398
Laboratoriotarvikkeet	020 347 347
Oikomistarvikkeet	020 7795 517
Digituki	020 7795 333

