

# PRODUKT KATALOG

## FÖR TANDVÅRDEN



PLANDENT  
FORSSBERGS DENTAL  
DENTAL-IT

MEMBERS OF PLANDENT DIVISION

# Välkommen till Plandent Forssbergs!

Vi marknadsför tandläkarutrustning från vår ägare, och tillverkare, Planmeca samt ett mycket brett sortiment av förbrukning och kringutrustning från internationellt kända tillverkare. Förutom att vi representerar de stora ledande märkena, arbetar vi med att tillhandahålla det egna varumärket Orbis med värden som bra kvalitet och bra pris. Vårt mål är att ha ett så attraktivt och intressant sortiment att det räcker med oss som huvudleverantör. Utöver produkter erbjuder vi även tjänster som praktikplanering, installation, teknisk service, digital support, utbildning samt PlanOrder – vårt lagersystem med inbyggd beställnings- och inventeringsfunktion.

**Vi erbjuder det mesta en klinik kan behöva.  
Du väljer, vi levererar.**



# utrustning | förbrukning | webshop | support

– Vi är din helhetsleverantör

även på webben



- Handla förbrukningsmaterial i vår webshop
  - Anmäl dig till våra kurser och event
  - Få produktinformation
  - Läs om de senaste nyheterna
  - Se våra units i 360°
  - Hitta din kontaktperson
  - Läs Journalen online
- ... och mycket mer!



[www.plandent.se](http://www.plandent.se)



PLANDENT  
FORSSBERGS DENTAL  
DENTAL-IT  
MEMBERS OF PLANDENT DIVISION

# Rationalisera dina inköp, ditt lager och din inventering!

PlanOrder är vårt lagersystem med inbyggd beställnings-  
och inventeringsfunktion.

## Många fördelar med PlanOrder

- ✓ Slipp stressen att ha glömt beställa
- ✓ Bättre överblick/mindre lager
- ✓ Mer tid över till annat
- ✓ Färre fraktagifter
- ✓ Du får fullständig genomgång av ditt sortiment



Överskådligt, snyggt och funktionellt lager.



Läsaren används till allt som rör beställning och inventering.

## Fråga oss om PlanOrder!

Tala med din förbrukningskonsult eller Sebastian Håkansson,  
sebastian.hakansson@plandent.se



PLANDENT  
FORSSBERGS DENTAL  
DENTAL-IT  
MEMBERS OF PLANDENT DIVISION

Mitt kundnummer:

.....

Mitt användarnamn:

.....

Mitt lösenord:

.....

VÄXEL

08-546 979 00

KUNDSERVICE

08-676 54 10

E-POST

[info@plandent.se](mailto:info@plandent.se)

HEMSIDA & WEBSHOP

[www.plandent.se](http://www.plandent.se)

HUVUDKONTOR OCH LAGER I STOCKHOLM

Plandent Forssbergs Dental AB

Brev: Box 90193, 120 22 STOCKHOLM

Besöks/leveransadress:

Grosshandlarvägen 1, 120 44 ÅRSTA

AVTRYCKSTAGNING

5

BORR & DIAMANTER

55

ENDODONTI

103

HYGIEN

159

INSTRUMENT

205

KIRURGI

253

KRONOR

287

ORTODONTI

297

PROFYLAX

305

PUTS & POLERING

361

RÖNTGENTILLBEHÖR

375

SALIV & SUGRÖR

391

SPRUTOR & KANYLER

397

TANDFYLLNING

407

UTRUSTNING

503

A-Ö

596

FÖRSÄLNINGSVILLKOR, SE LÄNGST BAK I KATALOGEN

# ORBIS

– Plandentdivisionens eget varumärke

*Bra produkter  
till bra pris!*



Kundservice 08 676 54 10 | [www.plandent.se](http://www.plandent.se)



PLANDENT  
FORSSBERGS DENTAL  
DENTAL-IT  
MEMBERS OF PLANDENT DIVISION

## SNABBINDEX

Alginat.....	6
Hydrokolloid.....	8
Polyetergummi .....	8
Silikoner .....	12
Bettregistrering.....	27
Rebaseringsmaterial.....	32
Tillbehör till avtryckstagning .....	35
Avtrycksskedar .....	43
Digital avtryckstagning.....	47–53
IPS Empress CAD för E4D.....	47
IPS Empress tillbehör .....	49
IPS E. max CAD för E4D .....	50
IPS E. max tillbehör .....	52

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ALGINAT

### Kromopan 100 - Lascod

Hydrofilt alginat klass A med hög detaljåtergivning för hel- och partiell avtryckstagning. Indikationer: Som standardalginat och för kron- och broavtryck (våtalginat).

Färgindikator visar när olika arbetsmoment kan påbörjas. Pulvret är vitt men ändrar färg vid tillblandningen och talar om när respektive fas är klar.

Violett = tillkörningen klar

Rosa = klar att lägga i sked

Vitt = klar att placera i munnen

Snabbstelnde i mun (30 sek). Lämpligt för våtalginat teknik. Arbetstiden kan förlängas med retarder. Avtrycket kan ligga upp till 100 tim utan formförändring. Dammfritt, antiseptiskt, neutral smak (mild vanilj).



För ca 150 halvtryck  
Inkl. burk och mått  
Retarder

3 x 450 g **610034**  
1 x 450 g **610036**  
1 x 30 ml **610039**

### Orbis Alginat Plus

Snabbstelnde dammfritt alginat, färg:turkos.

Blandningstid: 30 sek

Arbetstid: 1 min 10 sek

Stelningstid i mun: 1 min

Kan sparas i rumstemperatur i upp till 48 tim i försluten, lufttät plastpåse. Komplet med skopa och vattenmått.



Refill  
10 kg

1 x 500 g **MD116996**  
20 x 500 g **MD116995**

### Orbis Pharmalgat

Klass A-alginat med fast konsistens, snabb stelningstid och hög detaljåtergivning. Mintsmaak. Färgindikator.



Påse, pulvermått, vattenskopa

2 x 500 g **610008**

### Blueprint Xcreme - Dentsply DeTrey

Dammfritt, snabbstelnde alginat.

Ger en elastisk, krämig och kompakt avtrycksyta.

Utslagning i gips kan fördröjas i upp till 5 dagar.

Färg: ljusblå

Smak: mint



Refill  
Ecopack 6 kg

2 x 500 g **610043**  
12 x 500 g **MD128716**



# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Aroma Fine Plus - GC

Dammfritt med hög vattenabsorption. Krämig tixotrop konsistens. Flyter lätt under tryck och ger mycket hög detaljåtergivning. Kompatibelt med de flesta förekommande gipssorter. Frisk pepparmintsmak.

Fast set - grönt

Normal set - rosa



Normal Set rosa  
Fast Set grönt

1 x 1 kg **610029**  
1 x 1 kg **610030**

### Alginoplast - Heraeus Kulzer

Dammfritt alginat. Avtrycksmaterial med vätbarhet för hela och partiella avtryck. Kan användas till våtalginatteknik. Mycket elastiskt, hög detaljåtergivning. Fast konsistens.

Hållbarhet: 3 år. Blandningstid: 1/2 min.

Arbetstid: 1 min (Normal), 1/2 min (Snabb).

Stelningstid: 1 1/2 min (Normal), 1 min (Snabb).



Snabb rosa påse  
Normal gul påse

1 x 500 g **610144**  
1 x 500 g **610143**

### Xantalgin Select - Heraeus Kulzer

Alginat för hela och partiella avtryck med kort vätningsstid. Dammfritt. Färg: ljusgrön, snabb stelning, mjuk konsistens, frisk pepparmintsmak.



Påse  
Påse

2 x 500 g **610147**  
1 x 500 g **610146**

### Xantasil Dynamix - Heraeus Kulzer

Medium visköst A-slikonbaserat alginat alternativ. Avtrycksmaterial för blandning i maskin.

Säkrare hantering och bättre dimensionsstabilitet jämfört med konventionella alginat. Indikationer: temporära ersättningar, studiemodeller, ortodontiska modeller samt splitning.



Fast Set

2 x 380 ml **610148**

### Image alginat - DUX Dental

Grönt dammfritt alginat med mintsmaak. Lättblandat med krämig konsistens, ger en bubbelfri, glasliknande slät yta. Den gröna färgen ger ett detaljerat avtryck, lätt att avläsa. Har hög vattenabsorption. 100% biokompatibelt. Fast - snabbstelnde - 2 min. 5 kg förpackning (10 x 500 g) innehåller pulver- och vattenmått samt en förvaringsburk.



Snabb  
Snabb  
Normal  
Normal

10 x 500 g **611506**  
1 x 500 g **611505**  
10 x 500 g **611502**  
1 x 500 g **611501**

### Orthoprint - Zhermack

Alginat med vaniljsmak. Dammfritt.



Påse  
Pulvermått och skopa

1 x 500 g **610024**  
1 x 1 fp **MD107136**

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## HYDROKOLLOID

### Hydrokolloidmaterial - Van R

Grön Heavy Bodied Hydrokolloid econ-o-pack.



HB Grön tub

144 x 56 g

**610016**

Hydrokolloid Rosa Medium sprutmaterial.  
Glasampull.



Sprutmaterial Rosa  
Super CartriLoids Rosa

48 x 1,8 ml  
24 x 2,75 ml

**610017**  
**610018**

Sprutmaterial vid hydrokolloid/alginatavtryck.  
Använd ett dammfritt alginat som skedmaterial.  
Glasampull, blå, lightbody.



Sprutmaterial CartriLoids Blå

48 x 1,80 ml

**610019**

### Hydrokolloidspruta - Van R

Metallspruta för CartriLoids 1.8 ml glasampull och  
18G engångskanyler.



Spruta för 18G kanyl  
Engångskanyl 18G

1 x 1 st  
1 x 100 st

**510080**  
**510081**

Engångskanyl 18G för CartriLoids och för Super  
CartriLoids. Kan böjas upp till 90 grader med  
oförändrad flow.

## POLYETERGUMMI

### Impregum Penta 3 - 3M ESPE

Polyeter, både sked och sprutmaterial för alla  
sorters avtryck. Medium visköst, mörklila färg.  
Kan kombineras med sprutmaterialen Permadyne  
L och Permadyne Garant.

Introkit för Pentamix 3. Innehåll: 300 ml bas, 60  
ml katalysator, 1 materialbehållare, 10 st bland-  
ningsspetsar, 1 appliceringsspruta och 1 adhesiv.



Penta 3 intro

1 x 360 ml

**611140**

### Impregum Penta 3 Soft - 3M ESPE

Polyeter, både sked och sprutmaterial, ett mju-  
kare komplement till Impregum Penta. Medium  
visköst, mörklila färg. Kombineras med sprutma-  
terialen Permadyne L och Permadyne Garant.

Introkit för Pentamix 3. Innehåll: 300 ml bas, 60  
ml katalysator, 1 materialbehållare, 10 st bland-  
ningsspetsar, 1 appliceringsspruta och 1 adhesiv.

Refill: 2 x 300 ml bas, 2 x 60 ml katalysator.



Pentra 3 Soft intro

1 x 360 ml

**611141**

Penta 3 Soft materialbehållare

1 x 1 st

**611146**

Refill Penta 3 Soft

2 x 360 ml

**611154**

Pentra 3 Soft Quick intro

1 x 360 ml

**611143**

Penta 3 Soft Quick material-  
behållare

1 x 1 st

**611145**

Penta 3 H DuoSoft material-  
behållare

1 x 1 st

**611144**

Refill Penta 3 Soft Quick

2 x 360 ml

**611158**

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR			
<p><b>Impregum Penta 3 H DuoSoft - 3M ESPE</b></p>		<p>Penta 3 H Duo Soft intro 1 x 360 ml <b>611142</b>            Penta 3 H DuoSoft material-behållare 1 x 1 st <b>611148</b>            Refill Penta 3 H Duo Soft 2 x 360 ml <b>611163</b></p>			
<p>Polyeter, både sked och sprutmateriel, ett mer snabbstelnde komplement till Impregum Penta. Förbättrad smak och konsistens, enklare att avlägsna. Medium visköst, mörklila färg. Kombineras med sprutmaterialet Permadyne L och Permadyne Garant.</p> <p>Introkit för Pentamix 3. Innehåll: 300 ml bas, 60 ml katalysator, 1 materialbehållare, 10 st blandningsspetsar, 1 appliceringsspruta och 1 adhesiv. Refill: 2 x 300 ml bas, 2 x 60 ml katalysator.</p>		<p>Refill Penta H DuoSoft Quick 2 x 360 ml <b>611165</b></p>			
<p><b>Impregum Penta H DuoSoft Quick - 3M ESPE</b></p>	<p>Polyeterygummi. Används som skedmateriel för i första hand kron och bro-, inlägg-, samt funktionsavtryck. Heavy body som skedmateriel skall kombineras med sprutmaterialet Light Body i foliepack eller automixampull.</p> <p>Arbetstid 1 min, stelningstid i mun 3 min.</p> <p>Normalpack: 2 x 300 ml bas, 2 x 60 ml katalysator.</p>		<p>Refill Penta L Duo Soft 1 x 360 ml <b>611168</b></p>		
<p><b>Impregum Penta L Duo Soft - 3M ESPE</b></p>	<p>Polyeterygummi. Används som sprutmateriel för i första hand kron och bro-, inlägg-, samt funktionsavtryck tillsammans med Heavy body som skedmateriel.</p> <p>Refill: 300 ml bas, 60 ml katalysator.</p>	<p><i>Materialbehållare (BlåLila) - endast fabriksbeställning.</i></p>	<p>Impregum Garant L DuoSoft 4 x 50 ml <b>610985</b>            Impregum Garant L DuoSoft Quick 4 x 50 ml <b>610986</b></p>		
<p><b>Impregum Garant L DuoSoft - 3M ESPE</b></p>	<p>Automixpolyeter. Normalpack: 4 x 50 ml ampuller, 20 st vita Garant blandningsspetsar.</p> <p>Quick: Arbetstid 1 min, stelningstid i mun 3 min.</p>		<p><b>Impregum F - 3M ESPE</b></p> <p>Polyeterygummi på tub. Handblandas på block. Används för alla typer av avtryck. Medium viskositet, mörklila färg. Kan kombineras med sprutmateriel Permadyne L, Permadyne Garant L samt Permadyne Penta L.</p> <p>Arbetstid inkl blandning 2 min 45 sek, stelningstid i mun 3 min 15 sek. Hållbarhet 24 månader.</p>		<p>Dubbelpack: 2 bas á 120 ml + 2 katalysator á 15 ml + 1 blandningsblock 2 x 135 ml <b>610167</b>            Katalysator, tub 1 x 20 g <b>610168</b></p>

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Permadyne Garant - 3M ESPE

Polyetergummi. Används som sprutmaterial till Permadyne H, Permadyne Penta H samt Impregum F, Impregum Penta eller Impregum Penta Soft. Blandas i automixsystem.

Arbets tid inkl blandning 2 min, stelningstid i mun 3 min 30 sek. Hållbarhet 24 mån.

Blandningspistol, se rubrik Tillbehör/Blandningspistoler.



Normalpack: 4 x 50 ml ampuller, 20 st vita blandningsspetsar

4 x 50 ml

**610980**

### Permadyne Penta H - 3M ESPE

Polyetergummi. Används som skedmaterial till alla typer av avtryck. Heavy body. Ska kombineras med sprutmaterial Permadyne L, Permadyne Garant eller Permadyne Penta L. Foliepack med Pentamatic lock för blandning i Pentamix 1 och 2.

Arbets tid inkl blandning 2 min 30 sek, stelningstid i mun 3 min 30 sek. Hållbarhet 24 mån.



Refill: bas och katalysator

2 x 360 ml

**611171**

Materialbehållare (Orange) – endast fabriksbeställning

### Permadyne Penta L - 3M ESPE

Polyetergummi. Används som sprutmaterial till Permadyne H, Permadyne Penta H samt Impregum F, Impregum Penta eller Impregum Penta Soft.

Foliepack med PentaMatic lock för blandning i Pentamix 1 och 2.

Arbets tid inkl blandning 3 min 15 sek, stelningstid i mun 3 min 15 sek.



Normalpack: bas och katalysator  
Materialbehållare (Blå)

1 x 360 ml

**611173**

1 x 1 st

**611174**

### Permadyne Heavy Body - 3M ESPE

Polyetergummi på tub. Handblandas på block. Används som skedmaterial till alla typer av avtryck. Högvisköst. Ska kombineras med sprutmaterial Permadyne L, Permadyne Garant L eller Permadyne Penta L (blå färg). Arbets tid inkl blandning 2 min 30 sek, stelning i mun 3 min. Hållbarhet 24 mån. Rosa färg.



2 x 120 ml bas+2 x 15 ml katalysator

2 x 135 ml

**610161**

### Permadyne Light Body - 3M ESPE

Polyetergummi på tub. Handblandas på block. Används som sprutmaterial till Impregum Penta och Impregum Penta Soft, Impregum F (lila färg) samt Permadyne Penta High och Permadyne High (rosa färg). Arbets tid inkl blandning 2 min, stelningstid i mun 3 min. Hållbarhet 24 mån. Blå färg.

Dubbelpack: 2 bas á 120 ml + 2 katalysator á 15 ml samt 1 blandningsblock.



Dubbelpack

1 x 1 fp

**610160**

### Penta blandningsspetsar - 3M ESPE

Röda blandningsspetsar, förbättrad version som förenklar insättning och användning.



Röda i påse

1 x 50 st

**MD127961**

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Avtrycksspruta Penta - 3M ESPE

Avtrycksspruta komplett med 4 cylindrar.



Spruta  
Separat cylinder  
Spetsar för Pentaspruta

1 x 1 st **610610**  
1 x 10 st **610611**  
1 x 12 st **610612**

### Avtrycksspruta Impregum - 3M ESPE

Impregum Intraorala sprutor. Engångsavtrycks-spruta. Passar cartridge förpackade Impregum Garant L Duo Soft. Lätt att hantera, underlättar åtkomst. Fylls på från CD-patronens mynning, material för 1 till 4 led. Behöver ingen blandningspistol.



Refillsprutor lila

1 x 20 st **610987**

### Avtrycksspruta Express 2 - 3M ESPE

Intraoral engångs avtrycksspruta. Passar alla cartridge förpackade sprutmaterial av typen A-silikon. Lätt att hantera, underlättar åtkomst. Fylls på från CD-patronens mynning, material för 1 till 4 led. Behöver ingen blandningspistol.



Refillsprutor gröna

1 x 20 st **610073**

### Blandningsspetsar Garant - 3M ESPE

Vita, för Permadyne Garant.



1 x 50 st **610982**

### Intraorala spetsar Garant - 3M ESPE

Vita, för Permadyne Garant.



1 x 50 st **610983**

### Blandningsspetsar Garant - 3M ESPE

Gula. För Dimension Garant L + Quick samt Imprint II Sprutmaterial.



1 x 50 st **610994**

### Intraorala spetsar Garant - 3M ESPE

Gula. För Dimension Garant L + Quick samt Imprint II Sprutmaterial.



1 x 50 st **610995**

## SILIKONER

### A-Silikon

#### Flexitime Fast & Scan Dynamix

- Heraeus Kulzer

Dynamix Putty Fast & Scan är en snabbstelande version av Flexitime VPS. Ett sortiment A-silikon uppdaterat med hänsyn taget till CAD/CAM framställningar, erbjuder ett optimalt arbetsflöde.



Dynamix Putty	2 x 380 ml	<b>611415</b>
Dynamix HeavyTray	2 x 380 ml	<b>611416</b>
Easy Putty	2 x 300 ml	<b>611420</b>
Medium Flow Automix CD	2 x 50 ml	<b>611421</b>

#### Flexitime Dynamix Putty - Heraeus Kulzer

A-Silikon med spec. tidskoncept, passar alla blandningsmaskiner. Putty: skedmaterial för dubbelmix- eller 2-stegsavtryck. Kräver ingen spec. materialhållare.

Arbetstid: 2 min 30 sek

Stelningstid: 2 min 30 sek i mun

Samma blandningstippar och fixationsringar som till övriga Dynamix sortiment.



Refill: putty, 2 st blandningstippar, 1 st fixeringsring	2 x 380 ml	<b>611402</b>
--	------------	---------------

#### Flexitime Dynamix Heavy Tray

- Heraeus Kulzer

A-Silikon med spec. tidskoncept, passar alla blandningsmaskiner. Skedmaterial för dubbelmix- eller 2-stegsavtryck. Kräver ingen spec. materialhållare.

Arbetstid: 2 min 30 sek

Stelningstid: 2 min 30 sek i mun

Samma blandningstippar och fixationsringar som till övriga Dynamix sortiment.



Refill: Heavy Tray, 2 st blandningstippar, 1 st fixeringsring	2 x 380 ml	<b>611403</b>
---	------------	---------------

#### Flexitime Heavy Tray - Heraeus Kulzer

A-silikon med stelningstid 2,5 min i munnen, arbetstid kan efter behov varieras från 1 min till 2,5 minut.

Automix skedmaterial. Indikationer: Korrekturavtryck (2-steg), dubbelmixavtryck (1-steg).

*Blandningspistol, se rubrik Tillbehör/Blandningspistoler.*



Automixpatron	2 x 50 ml	<b>610902</b>
---------------	-----------	---------------

#### Flexitime Dynamix Mono Phase

- Heraeus Kulzer

A-Silikon med spec tidskoncept, passar alla blandningsmaskiner. Enfasmaterial för både sked och avtrycksspruta. Kräver ingen spec. materialhållare.

Arbetstid: 2 min 30 sek

Stelningstid: 2 min 30 sek i mun

Samma blandningstippar och fixationsringar som till övriga Dynamix sortiment.



Refill: Dynamix Monophase, 2 st blandningstippar, 1 st fixeringsring	2 x 380 ml	<b>611404</b>
--	------------	---------------

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Flexitime Mono Phase - Heraeus Kulzer

A-silikon med stelningstid 2,5 min i munnen, arbetstid kan efter behov varieras från 1 min till 2,5 minut.

Automix sked/sprutmaterial. Indikationer: Monophaseavtryck (1-steg), dubbelmixavtryck (1-steg), funktionsavtryck (2-steg).



Automixpatron

2 x 50 ml

**610904**

*Blandningspistol, se rubrik Tillbehör/Blandningspistoler.*

### Flexitime Correct Flow - Heraeus Kulzer

A-silikon med stelningstid 2,5 min i munnen, arbetstid kan efter behov varieras från 1 min till 2,5 minut.

Universalt korrekturmateriäl. Indikationer: Korrekturavtryck (2 steg), dubbelmixavtryck (1-steg), funktionsavtryck (2-steg).



Correct Flow

Light Flow

Medium Flow

2 x 50 ml

**610906**

2 x 50 ml

**610908**

2 x 50 ml

**610907**

Light har en lägre viskositet jämfört med Correct Flow.

*Blandningspistol, se rubrik Tillbehör/Blandningspistoler.*

### Blandningspistol Flexitime

- Heraeus Kulzer

Blandningspistol 2 (1:1).



1 x 1 st

**610914**

### Dynamix blandningsspetsar

- Heraeus Kulzer

Blandningstippar till Flexitime- och Provil Dynamix material för blandningsmaskin.



Blandningstippar och 1 st fixeringsring

1 x 50 st

**611405**

### Dynamix fixeringsringar - Heraeus Kulzer

Fixeringsringar till Flexitime- och Provil Dynamix material för blandningsmaskin.



Refill fixeringsringar

1 x 2 st

**611406**

### Flexitime Easy Putty - Heraeus Kulzer

A-silikon med stelningstid 2,5 min i munnen. Arbetstid kan efter behov varieras från 1 min till 2,5 min.

Indikationer: Korrekturavtryck (2-steg), dubbelmixavtryck (1-steg), Funktionsavtryck (2-steg).



Burk

1 x 600 ml

**610900**

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Provil Novo Dynamix Putty

- Heraeus Kulzer

A-Silikon, passar alla blandningsmaskiner. Putty: skedmaterial för dubbelmix- eller 2-stegsavtryck. Kräver ingen speciell materialhållare.

Arbetstid: 1 min 30 sek

Stelningstid: 2 min 30 sek i mun

Samma blandningstippar och fixeringsringar som till Flexitime Dynamix.



Refill: putty, 2 st blandningstippar,  
1 st fixeringsring

2 x 380 ml

**611401**

### Provil Novo Putty - Heraeus Kulzer

Knådmassa.

Grön. Bas + katalysator.



Putty Regular

Putty Fast

Putty Soft Regular

Putty Soft Fast

2 x 450 ml

**610080**

2 x 450 ml

**610079**

2 x 450 ml

**610078**

2 x 450 ml

**610081**

### Provil Novo Light CD2 - Heraeus Kulzer

Extra tunt washmaterial för dubbelmixavtryck. Hög viskositet.

Ampuller. Grön. Bas- och katalysatorpasta i dubbelpatron + blandningsspetsar och intraorala spetsar.

Stelningstid i munnen: 2,5 min fast set, 3,5 min regular set.

Till gula blandningsspetsar hör gula intraorala spetsar.

*Blandningspistol Flexitime, se rubrik Tillbehör/ Blandningspistoler.*



Fast, 12 gula blandningsspetsar 1:1

Regular, 12 gula blandningsspetsar  
1:1

2 x 50 ml

**610889**

2 x 50 ml

**610890**

### Provil Novo Medium CD2 - Heraeus Kulzer

A-silikon. Medium viskositet. Tixotrop sprutmaterial för dubbelmixavtryck, korrekturavtryck, sandwichavtryck och funktionsavtryck.

Ampuller. Gul. Bas- och katalysatorpasta i dubbelpatron + blandningsspetsar och intraorala spetsar.

Fast: Blandningstid 1,5 min Stelningstid 2,5 min  
Regular: Blandningstid 2,5 min Stelningstid 3,5 min

Till gula blandningsspetsar hör gula intraorala spetsar.

*Blandningspistol Flexitime, se rubrik Tillbehör/ Blandningspistoler.*



Fast, 12 gula blandningsspetsar 1:1

Regular, 12 gula blandningsspetsar  
1:1

2 x 50 ml

**610891**

2 x 50 ml

**610892**

### Provil Novo Monophase CD2

- Heraeus Kulzer

Sked/sprutmaterial för monophaseavtryck, fixationsavtryck och dubbelmixavtryck. Medium viskositet.

Ampuller. Blå. Bas- och katalysatorpasta i dubbelpatron + blandningsspetsar och intraorala spetsar.

Stelningstid i munnen: 2,5 min fast set, 3,5 min regular set.

Till de gröna blandningsspetsarna hör vita intraorala spetsar.

*Blandningspistol Flexitime, se rubrik Tillbehör/ Blandningspistoler.*



Fast, 12 gröna blandningsspetsar  
1:1

Regular, 12 gröna blandnings-  
spetsar 1:1

2 x 50 ml






**610893**

2 x 50 ml

**610894**



# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Blandningsspetsar gula/gröna</b> - <i>Heraeus Kulzer</i></p> <p>Gula. 1:1. För Flexitime Correct Flow, Provil novo Light CD2 och Medium. Används med gula intraorala spetsar.</p> <p>Gröna. 1:1. För Flexitime Monophase och Heavy Tray, Provil novo Monophase CD2 och Memoreg 2. Används med vita intraorala spetsar.</p>	 <p>Gula Gröna</p>	<p>1 x 48 st <b>610910</b> 1 x 48 st <b>610911</b></p>
<p><b>Intraorala spetsar - Heraeus Kulzer</b></p> <p>Spetsar (intraorala) för blandningsspets, svagt böjda.</p> <p>Gula. För Flexitime Correct Flow, Provil novo Light CD2 och Medium. Används med gula blandningsspetsar.</p> <p>Vita. För P2, Flexitime Monophase och Heavy Tray, Provil novo Monophase CD2. Används med gröna blandningsspetsar.</p>	 <p>Gula Vita</p>	<p>1 x 96 st <b>610912</b> 1 x 96 st <b>610095</b></p>
<p><b>Provil Novo Light - Heraeus Kulzer</b></p> <p>A-silikon. Låg viskositet. Sprutmaterial för korrekturavtryck.</p> <p>Grön. Bas + katalysator.</p> <p>Blandningstid: 2,5 min.</p> <p>Stelningstid i munnen: 3,5 min.</p>	 <p>Bas och katalysator</p>	<p>2 x 140 ml <b>610086</b></p>
<p><b>Provil Novo Medium - Heraeus Kulzer</b></p> <p>A-silikon. Medium viskositet.</p> <p>Tixotrop sprutmaterial för dubbelmixavtryck, korrekturavtryck, sandwichavtryck och funktionsavtryck.</p> <p>Gul. Bas + katalysator.</p> <p>Blandningstid: 2,5 min.</p> <p>Stelningstid i munnen: 3,5 min.</p>	 <p>Bas och katalysator</p>	<p>2 x 140 ml <b>610084</b></p>
<p><b>Provil Novo Monophase - Heraeus Kulzer</b></p> <p>A-silikon. Hög viskositet. Sked/sprutmaterial för monophaseavtryck och fixationsavtryck. Skedmaterial för dubbelmixavtryck.</p> <p>Ljusblå. Bas + katalysator.</p>		<p>2 x 140 ml <b>610082</b></p>
<p><b>Position Penta - 3M ESPE</b></p> <p>Hydrofil A-silikon för Pentamix. Indikationsområde: där man annars använder alginat. I jämförelse med alginat: ej lika känsligt material, jämn yta gör modellen mer exakt, materialet kan ligga ett par dagar innan det slås ut.</p> <p>Foliepack med PentaMatic lock för blandning i Pentamix 1 och 2.</p> <p>Arbetstid: 1 min 30 sek. Penta Quick: 1 min 10 sek.</p> <p>Stelningstid i mun: 1 min 30 sek.</p>	 <p>Refill: 2 x 300 ml bas, 2 x 60 ml katalysator</p> <p>Materialbehållare (Ljuslila)</p> <p>Refill Penta Quick: 2 x 300 ml bas, 2 x 60 ml katalysator</p> <p>Materialbehållare Penta Quick (Ljuslila)</p>	<p>2 x 360 ml <b>611176</b></p> <p>1 x 1 st <b>611177</b></p> <p>2 x 360 ml <b>611179</b></p> <p>1 x 1 st <b>611180</b></p>

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

### Imprint 4 Penta Putty - 3M ESPE

Imprint 4 superhydrofilt material för:

- Avtryck med exakt detaljåtervinning
- Aktiv självvärmning (heavybody) - mycket kort intraoral härdningstid
- Anpassad arbetstid för större flexibilitet och noggrannhet

För Pentamix blandningsmaskin.

Innehåll: Baspasta 1 x 300 ml, Katalysator 1 x 60 ml, Imprint Super Quick Ultra-light patron 1 x 50 ml + 1 x 50 ml regular patron. 1 st Imprint 4 Penta putty materialbehållare. 10 st Penta röda blandningsskruvar, 5 st intraorala gröna sprutor, 5 st Garant gula blandningsskruvar, 5 st Garant intraorala gula spetsar, 1 st VPS skedadhesiv.

Refill: Baspasta 2 x 300 ml, katalysator 2 x 60 ml

Value pack: Baspasta 6 x 300 ml, katalysator 6 x 60 ml



## FÖRPACKNING

## ART.NR

Penta Putty Intro Kit	1 x 1 fp	<b>MD128610</b>
Penta Putty Refill	2 x 360 ml	<b>MD128606</b>
Penta Value Pack Putty	6 x 360 ml	<b>MD128626</b>
Materialbehållare f Pentamix 2	1 x 1 st	<b>MD128614</b>
Materialbehållare f Pentamix 3	1 x 1 st	<b>MD128616</b>

### Imprint 4 Penta Heavy - 3M ESPE

Imprint 4 superhydrofilt material för:

- Avtryck med exakt detaljåtervinning
- Aktiv självvärmning (heavybody) - mycket kort intraoral härdningstid
- Anpassad arbetstid för större flexibilitet och noggrannhet

För Pentamix blandningsmaskin.

Innehåll: Baspasta 1 x 300 ml, Katalysator 1 x 60 ml, Imprint Super Quick light patron 1 x 50 ml + 1 x 50 ml regular patron. 1 st Imprint 4 Penta super Quick heavy materialbehållare. 10 st Penta röda blandningsskruvar, 5 st intraorala gröna sprutor, 5 st Garant gula blandningsskruvar, 5 st Garant intraorala gula spetsar, 1 st VPS skedadhesiv.

Value pack: Baspasta 6 x 300 ml, katalysator 6 x 60 ml

Refill: Baspasta 2 x 300 ml, katalysator 2 x 60 ml.



Penta Heavy Intro Kit	1 x 1 fp	<b>MD128612</b>
Penta Heavy refill	2 x 360 ml	<b>MD128378</b>
Penta Value Pack Heavy	6 x 360 ml	<b>MD128627</b>
Materialbehållare f Pentamix 2	1 x 1 st	<b>MD128613</b>
Materialbehållare f Pentamix 3	1 x 1 st	<b>MD128615</b>

### Imprint 4 Super Quick Heavy - 3M ESPE

För blandningsmaskin.

Kit: Baspasta 1x300ml, 1x60 ml katalysator, 1 materialbehållare, 1 lightbody patron, 1 lightbody regular, 10st Penta blandningsskruvar, 5 st gröna intraorala sprutor, 5 gula intraorala tappar, 1 A-silikon adhesiv.

Value pack: Baspasta 6 x 300 ml, katalysator 6 x 60 ml

Refill: 2 x 300 ml baspasta, 2 x 60 ml



Introkit Super Quick Heavy	1 x 1 fp	<b>MD128218</b>
Refill Super Quick Heavy	2 x 360 ml	<b>MD128215</b>
Value Pack Super Quick Heavy	6 x 360 ml	<b>MD128628</b>
Materialbehållare f Pentamix 2	1 x 1 st	<b>MD128219</b>
Materialbehållare f Pentamix 3	1 x 1 st	<b>MD128220</b>

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Imprint 4 sprutmaterial refill - 3M ESPE</b>            Sprutmaterial för blandningspistol. CD cartridge.            Imprint 4 superhydrofilt material för:            - Avtryck med exakt detaljätervinning            - Anpassad arbetstid för större flexibilitet och noggrannhet            Innehåll: 4 patroner, 5 gula Garant intraorala tippar, 5 gröna intraorala sprutor.  <i>Blandningspistol, se rubrik Tillbehör/ Blandningspistoler.</i></p>		<p>Light refill rosa 4 x 50 ml <b>MD128379</b>            Regular refill grön 4 x 50 ml <b>MD128380</b>            Super Quick Regular 4 x 50 ml <b>MD128217</b>            Super Quick Light 4 x 50 ml <b>MD128216</b>            Super Quick Ultra Light 4 x 50 ml <b>MD128608</b></p>
<p><b>Dimension Garant L - 3M ESPE</b>            Hydrofilt Light material i Automixblandning. A-silikon som används tillsammans med Dimension Penta H (mörkgrön färg).            Arbetstid inkl blandning 2 min, stelning i mun 3 min 30 sek. Hållbarhet 18 mån.  <i>Blandningspistol, se rubrik Tillbehör/ Blandningspistoler.</i></p>		<p>Normalpack: 4 x 50 ml ampuller, 20 st gula blandningsspetsar 4 x 50 ml <b>610990</b></p>
<p><b>Dimension Garant L Quick - 3M ESPE</b>            Hydrofilt Light material i Automixblandning. A-silikon som används tillsammans med Dimension Penta H Quick (ljusgrön färg).            Arbetstid inkl blandning 1 min 30 sek, stelning i mun 2 min 30 sek. Hållbarhet 18 mån.  <i>Blandningspistol, se rubrik Tillbehör/ Blandningspistoler.</i></p>		<p>Normalpack: 4 x 50 ml ampuller, 20 st gula blandningsspetsar 4 x 50 ml <b>610992</b></p>
<p><b>Blandningsspetsar Garant - 3M ESPE</b>            Gula. För Dimension Garant L + Quick samt Imprint II Sprutmaterial.</p>		<p>1 x 50 st <b>610994</b></p>
<p><b>Intraorala spetsar Garant - 3M ESPE</b>            Gula. För Dimension Garant L + Quick samt Imprint II Sprutmaterial.</p>		<p>1 x 50 st <b>610995</b></p>

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Dimension Penta - 3M ESPE

Hydrofilt A-silikon för alla typer av avtryck som blandas i Pentamix 1 och 2

**H** = Skedmaterial som används tillsammans med Dimension Penta L eller Dimension Garant L (rosa färg). Förpackat i foliepack. Heavy body viskositet. Hållbarhet 18 mån.

Arbetstid: H 2 min, Quick 1 min 30 sek.

Stelning i mun : H 3 min 30 sek, Quick 2 min 30 sek.

**L** = Sprutmaterial. Används tillsammans med Dimension Penta H (mörkgrön färg). Förpackat i foliepack med PentaMatic lock för blandning i Pentamix 1 och 2.

Arbetstid inkl blandning 2 min 45 sek, stelning i mun 3 min 15 sek. Hållbarhet 18 mån.



Penta H refill: bas och katalysator

2 x 360 ml **611182**

Penta H Materialbehållare (Grön)

1 x 1 st **611183**

Penta H Quick refill: bas och katalysator

2 x 360 ml **611185**

Penta H Quick Materialbehållare (Ljusgrön) – endast fabriksbeställning

Penta L refill: bas och katalysator  
Penta L Materialbehållare (Rosa) – endast fabriksbeställning

1 x 360 ml **611187**

### Express Putty - 3M ESPE

Putty material i burk. Bas + katalysator. 2 x 305 g.



Bas och katalysator

2 x 305 ml **610066**

### Express 2 Putty Soft - 3M ESPE

Hydrofil Putty Soft för handblandning, normalstelning. Rekommenderas i första hand till enstegsteknik.

Arbetstid: 2 min. Stelningstid: 3:30 min.



Express 2 Putty Soft

2 x 300 ml **610067**

### Express 2 Putty Quick - 3M ESPE

Hydrofil Putty Soft Quick för handblandning. Rekommenderas i första hand till enstegsteknik. Arbetstid: 1:30 min. Stelningstid: 2:30 min.



Express Putty Quick  
Materialbehållare till Express 2  
Penta 3 Putty

2 x 300 ml **610068**  
1 x 1 st **611282**

### Express 2 - 3M ESPE

**Regular body CD** - Sprutmaterial, blandas med hjälp av pistol.

Kro- och broavtryck, inlay, onlay. Rekommenderas till 2-steps putty/wash teknik alternativt enstegsavtryck i kombination med skedmaterial.

Arbetstid: 3:00 min., snabb 2:10 min

Stelningstid: 3:30 min, snabb 2: 30 min

**Heavy Body** - A-silikon i patron för sked och spruta för 1-steps teknik. Rekommenderas för kron- och broavtryck samt inlay/onlay.



Regular Body, Normal

4 x 50 ml **610069**

Regular Body, Snabb

4 x 50 ml **610070**

Båda fp inkl. 10 gula blandnings-spetsar

HB inkl 10 st gröna blandnings-spetsar

4 x 50 ml **610071**

HB Quick

4 x 50 ml **610072**

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Express 2 Penta Putty - 3M ESPE

A-silikon. Puttymaterial till Pentamix blandningsmaskin. Lämplig vid både en- och tvåstegsteknik. Blandningstid: 1 min 30 sek  
Stelningstid: 3 min



Refill: 2 x 300 ml bas, 2 x 60 ml katalysator samt bruksanvisning  
Materialbehållare, grön

2 x 360 ml **611252**

1 x 1 st **611253**

### Express 2 Penta H - 3M ESPE

Introkit för Pentamix 3. A-Silikon, hydrofil heavy body. Speciellt lämpligt vid avtryckstagnning med enstegsteknik. Kombinerar alltid med valfri Express 2 light body.

Innehåll: 300 ml bas, 60 ml katalysator, 1 materialbehållare, 10 Penta blandningsspetsar, 50 ml Express 2 light body flow, 50 ml Express light body standard, 10 st Garant blandningsspetsar, 10 st Garant intraorala tippar, 1 VPS adhesiv samt teknikkort och bruksanvisning.

Arbetstid: 2:00 min. Stelningstid: 3:30 min.



Penta H Introkit

Refill: 2 x 300 ml bas, 2 x 60 ml katalysator samt bruksanvisning  
Tillbehör: Penta H Materialbehållare

1 x 1 fp **611275**

2 x 360 ml **611257**

1 x 1 st **611280**

### Express 2 Penta H Quick - 3M ESPE

Hydrofil heavy body till blandningsmaskin, med optimal hårdhet efter stelning. Speciellt lämplig vid enstegsteknik.

Arbetstid: 1:15 min. Stelningstid: 2:30 min.

Quick kombineras alltid med valfri Express 2 Light Body.

Universal Quick rekommenderas tillsammans med Express 2 Light Body Flow Quick samt standard Quick.



Quick Refill: 2 x 300 ml bas, 2 x 60 ml katalysator samt bruksanvisning  
Universal Quick: 2 x 360 ml

2 x 360 ml **611261**

2 x 360 ml **611265**

### Express 2 Light Body - 3M ESPE

A-silikon. Hydrofilt Light material. Tixotrop. Passar både vid en- och tvåstegsteknik.

Blandningstid: 2 min, Stelningstid: 3 min 30 sek  
Quick & Flow Quick. Rekommenderas för 2-stegs putty/wash teknik alt. 1-stegsavtryck.

Blandningstid: 2:10 min, Stelningstid: 2:30 min

Ultra Light Body Quick. Mycket lösflytande light body material, passar bäst som korrekturmateriell vid tvåstegsteknik.

Arbetstid: 2:10 min. Stelningstid: 2:30 min.



#### Refiller:

Flow: 4 x 50 ml, 10 st Garant blandningsspetsar och bruksanvisning

4 x 50 ml **611270**

Standard: 4 x 50 ml, 10 st Garant blandningsspetsar och bruksanvisning

4 x 50 ml **611272**

Quick: 4 x 50 ml, 10 blandningsspetar

4 x 50 ml **611273**

Flow Quick: 4 x 50 ml, 10 blandningsspetar

4 x 50 ml **611271**

Ultra Quick refill: 4 x 50 ml, 10 blandningsspetar

4 x 50 ml **611274**

### Express 2 Penta 3 Putty - 3M ESPE

Introkit för Pentamix 3. A-Silikon, puttymaterial lämpligt vid avtryckstagnning med både en- och tvåstegs teknik. Kombinerar med valfri Express 2 light body.

Innehåll: 300 ml bas, 60 ml katalysator, 1 materialbehållare, 10 Penta blandningsspetsar, 50 ml Express 2 ultra light body quick, 50 ml Express light body standard, 10 st Garant blandningsspetsar, 10 st Garant intraorala tippar, 1 VPS adhesiv samt teknikkort och bruksanvisning.

Arbetstid: 1:30 min. Stelningstid: 3 min.



Penta 3 Putty Intro

1 x 1 fp **611277**

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Express 2 Penta Putty Soft - 3M ESPE

Skedmaterial för blandningsmaskin typ Pentamix. Lämpligt för både 1-steps och 2-steps teknik Kron och bro, inlay och onlays avtryck. Arbetstid: 1.30 min Stelningstid: 3.30 min



Penta Putty Soft Intro till Penta 3

1 x 1 fp

**611278**

### Express 2 Penta 3 Putty Soft refill

- 3M ESPE

Hydrofil putty för automixblandning. Bra skedmaterial vid 1-steps teknik, ger också ett utmärkt primärvavtryck vid 2-stegsteknik. Kombinerar med Express 2 light flow eller Express 2 regular body.



Penta 3 Putty Soft refill  
Materialbehållare till Express 2  
Penta 3 Putty Soft

2 x 360 ml

**611279**

1 x 1 st

**611284**

### Imprint II Garant Monophase - 3M ESPE

A-silikon i patron för sked och spruta. Hydrofilt enfasmaterial. För enfas (monophase) teknik. Avtrycken kan slås ut efter 30 min eller efter 2 veckor utan formförändring. 4 x 50 ml samt blandningsspetsar.



Inkl blandningsspetsar

4 x 50 ml

**610573**

### Avtrycksspruta Express 2 - 3M ESPE

Intraoral engångs avtrycksspruta. Passsar alla cartridge förpackade sprutmaterial av typen A-silikon. Lätt att hantera, underlättar åtkomst. Fylls på från CD-patronens mynning, material för 1 till 4 led. Behöver ingen blandningspistol.



Refillsprutor gröna

1 x 20 st

**610073**

### Affinis Heavy Body Skedmaterial -

Coltène

Hydrofil A-silikon i ampull. Normal eller snabb stelningstid.



Normal: Ampull inkl 8 st turkosa  
blandningsspetsar

2 x 75 ml

**611024**

Snabb: Ampull inkl 8 st turkosa  
blandningsspetsar

2 x 75 ml

**611025**

Mono Body. Ampull inkl 8 st  
turkosa blandningsspetsar

2 x 75 ml

**611016**

### Affinis Putty super soft Skedmaterial -

Coltène

Hydrofil A-silikon i burk. Normal stelningstid. Önskas snabb (Fast) stelningstid finns President Putty Soft Fast. Önskas hårdare material finns President Putty.

Putty Super Soft - enklare att blanda än tidigare puttymaterial. Stelningstid i munnen: 2 min 30 sek.



Soft Refill bas + katalysator

1 x 600 ml


**611022**

Super Soft Refill bas + katalysator

1 x 600 ml

**611023**

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Affinis Light och Regular Body sprutmateriäl - Coltène</b>                      Hydrofil A-silikon i ampull.                      Stelningstid Light Body Fast = 2 min och                      Regular Body Fast = 3,5 min.</p>		<p>Light Body: Ampull inkl 12 st gula blandningsspetsar 2 x 50 ml <b>611026</b>                      Light Body Fast : Ampull inkl 12 st gula blandningsspetsar 2 x 50 ml <b>611013</b>                      Regular Body: Ampull inkl 12 st gula blandningsspetsar 2 x 50 ml <b>611027</b>                      Regular Body Fast: Ampull inkl 12 st gula blandningsspetsar 2 x 50 ml <b>611014</b></p>
<p><b>Affinis Precious - Coltène</b>                      A-silikon med tixotropa egenskaper. Anpassad härdningstid, färre preparationer - kortare härdningstid. Silver- och guldpigmentering ger bättre detaljåtergivning.                      Blandningstid: 1 min (5-60 sek)                      Stelningstid: 2 min</p>		<p>Light Body: inkl gula blandningsspetsar 2 x 50 ml <b>611045</b>                      Regular Body: inkl 12 gula blandningsspetsar 2 x 50 ml <b>611046</b></p>
<p><b>Affinis gula blandningsspetsar - Coltène</b>                      Gula blandningsspetsar för Light och Regular Body.                      Gula intraorala spetsar för Affinis systemet.</p>		<p>Blandningsspetsar 1 x 40 st <b>611033</b>                      Intraorala spetsar 1 x 100 st <b>611036</b></p>
<p><b>Affinis turkosa blandningsspetsar - Coltène</b>                      Turkosblå blandningsspetsar för Heavy Body.</p>		<p>Blandningsspetsar turkosa 1 x 40 st <b>611035</b></p>
<p><b>Affinis blandningsspetsar - Coltène</b>                      Dynamic Mixing Tip Yellow.                      Gula blandningsspetsar till Affinis System 360.                      Fixeringsring till Affinis System 360 avtrycksmateriäl för blandningsmaskin.</p>		<p>Mixing tip yellow 1 x 40 st <b>611031</b>                      Fixeringsring till Affinis System360 1 x 1 st <b>611049</b></p>

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Affinis System 360 - Coltène</b>            Enfas- och skedmaterial till blandningsmaskin. Mono Body, enfasmaterialet, passar utmärkt till implantatavtryck.</p>		<p>Mono Body Startkit: 300 ml bas, 60 ml katalysator, materialbehållare och 10 st blandningsskruvar 1 x 1 fp <b>611040</b></p> <p>Heavy Body Startkit: 300 ml bas, 60 ml katalysator, materialbehållare och 10 st blandningsskruvar 1 x 1 fp <b>611041</b></p> <p>Mono Body refill: 2 x 362 ml <b>611042</b></p> <p>Heavy Body refill: 2 x 362 ml <b>611043</b></p>
<p><b>Affinis System 360 Putty Starter Kit - Coltène</b>            Autentisk putty konsistens förpackad för maskinblandning. Skedmaterial vid 1-steps avtrycksteknik. Även lämpligt som skedmaterial vid 2-steps avtryck.</p> <p>Starter kit innehåll:            1x380 ml bas och katalysator            10 st blandningsspetsar gula            1 sy System 360 fixationsring</p>		<p>Putty Starter Kit 1 x 380 ml <b>611039</b></p> <p>Refill Putty 2 x 380 ml <b>611044</b></p>
<p><b>Blandningsspetsar Jet - Coltène</b>            För Jet sprutmaterial.            Light: vita            Regular: vita.</p>		<p>För Jet Light Body, vita 1 x 48 st <b>610679</b></p> <p>För Jet Regular Body, vita 1 x 48 st <b>610680</b></p>
<p><b>President intraorala spetsar - Coltène</b>            För Jet sprutmaterial. Vita.</p>		<p>intraorala spetsar 1 x 96 st <b>610681</b></p>
<p><b>President - Coltène</b>            A-silikon i tub. Bas + katalysator.            Light = Grön            Regular = Blå            Heavy Body = Röd</p>		<p>Light Body 2 x 53 ml <b>610664</b></p> <p>Regular Body 2 x 53 ml <b>610666</b></p> <p>Heavy Body 2 x 53 ml <b>610668</b></p>



# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>President Putty - Coltène</b>            A-silikon i burk. Bas + katalysator. Gul.            Putty Soft = Brun.            Stelningstid:            Putty soft = 3,5 min            Putty Soft fast = 2 min</p>		<p>Putty 2 x 300 ml <b>610660</b>            Putty Soft 2 x 300 ml <b>610662</b>            Putty Soft Fast 2 x 300 ml <b>610659</b></p>
<p><b>President System 360 H - Coltène</b>            A-silikon till blandningsmaskin. Bas, aktivator och blandningsspetsar samt materialbehållare.</p>		<p>Materialbehållare 2 x 362 ml <b>610697</b>            1 x 1 st <b>610699</b></p>
<p><b>President System 75 HB - Coltène</b>            President Heavy Body skedmaterial i automixpatron. 2 x 75 ml samt 40 blandningsspetsar.</p>		<p>Single Pack 2 x 75 ml <b>MD610682</b></p>
<p><b>Blandningspistol - Coltène</b>            Affinis blandningspistol System 50/75.</p>		<p>1 x 1 st <b>611032</b></p>
<p><b>President Regular Body - Coltène</b>            President Regular och Light Body single pack.</p>		<p>Regular Body 2 x 50 ml <b>610678</b>            Light Body 2 x 50 ml <b>610676</b></p>
<p><b>Aquasil Putty Hard Fast - Dentsply</b>            Fast set Putty (knådmassa), en snabbstelnde A-silikon med hög viskositet. Utmärkta egenskaper, lämplig som skedmaterial vid t.ex 2-stegs (putty/wash) avtrycksteknik.</p>		<p>Putty hard fast 2 x 450 ml <b>611303</b></p>








# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Aquasil Ultra / Putty - Dentsply</b> A-silikon med förlängd arbetstid. Mintsmaak. Knådbar Putty.</p>		<p>Regular Set: 450 ml bas, 450 ml katalysator <b>611301</b> Regular Set ECO pack: 4 x 450 ml bas, 4 x 450 ml katalysator <b>611302</b></p>
<p><b>Aquasil Ultra skedmaterial - Dentsply</b> Skedmaterial för blandningspistol. Blandningstid: 2 min Stelningstid: 3 min</p>		<p>Monophase Regular Set: 4 x 50 ml, 12 blandningsspetsar <b>611310</b> Heavy Regular Set: 4 x 50 ml, 12 blandningsspetsar <b>611311</b> Blandningsspetsar, 48 st/fp <b>611314</b> Intraorala spetsar, 100 st/fp <b>611315</b></p>
<p><b>Aquasil Ultra Heavy Fast - Dentsply</b> A-silikon med förlängd arbetstid. Mintsmaak. Skedmaterial för blandningspistol. Heavy Fast Set, 4 x 50 ml samt 12 blandningsspetsar.</p>		<p>4 x 50 ml <b>611312</b></p>
<p><b>Aquasil Ultra Washmaterial - Dentsply</b> Washmaterial för blandningspistol. Mintsmaak. Blandningstid: 2 min 30 sek Stelningstid: 2 min 30 sek</p>		<p>LV Regular Set: 4 x 50 ml, 24 blandnings-spetsar <b>611320</b> LV Fast Set: 4 x 50 ml, 24 blandningsspetsar <b>611321</b> XLV Regular Set: 4 x 50 ml, 24 blandningsspetsar <b>611322</b> XLV Fast Set: 4 x 50 ml, 24 blandningsspetsar <b>611323</b> Blandningsspetsar, 40 st/fp <b>611325</b> Intraorala spetsar, 60 st/fp <b>611326</b></p>
<p><b>Aquasil Ultra Deca 380 - Dentsply</b> Skedmaterial för blandningsmaskin. Blandningstid: 2 min Stelningstid: 3 min</p>		<p>Monophase Regular Set: 2 x 380 ml <b>611350</b> Heavy Regular Set: 2 x 380 ml <b>611351</b> Fast Set: 2 x 380 ml <b>611352</b> Blandningsspetsar, 40 st + 1 st bajonettring <b>611354</b> Bajonettringar, 2 st/fp <b>611355</b></p>
<p><b>Aquasil Ultra Deca Putty - Dentsply</b> Puttymaterial för maskinblandning (Deca). OBS! Gula blandningsspetsar och bajonettringar, (611358 och 611359) som skiljer sig från övriga Deca-material.</p>		<p>2 x 380 ml <b>611357</b></p>
<p><b>Aquasil Deca Putty blandningsspetsar - Dentsply</b> Gula blandningsspetsar för Aquasil Deca Putty. Förpackning med 40 spetsar samt 1 bajonettring.</p>		<p>Blandningsspetsar <b>611359</b> Bajonettringar refill <b>611358</b> 1 x 40 st <b>611359</b> 1 x 2 st <b>611358</b></p>





# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>Honigum MixStar Heavy för blandningsmaskin - DMG</b></p> <p>A-silikon. Skedmaterial för blandningsmaskin med god stabilitet och flytförmåga. Hög sluthårdhet, god stabilitet och bra fixeringsförmåga.</p> <p>Förpackning: 1 x 390 ml, 10 st MixStar blandningstips.</p> <p>Arbetstid: Normal 2 min, Snabb 1,15 min</p> <p>Stelningstid: Normal 3,15, Snabb 2 min</p>		<p>Normalstelnde, blå Snabbstelnde, grön</p>	<p>611220 611221</p>
<p><b>Honigum MixStar Mono för blandningsmaskin - DMG</b></p> <p>A-silikon. Skedmaterial för blandningsmaskin. För avtryck i ett enda steg. Hög dimensionsstabilitet och detaljåtergivning. Välbalanserad hydrofilitet.</p> <p>Förpackning: 1 x 390 ml, 10 st MixStar blandningstips.</p> <p>Blandningstid: 2 min</p> <p>Stelningstid: 3,15 min</p>		<p>Mono, turkos</p>	<p>611224</p>
<p><b>Honigum Automix CD - DMG</b></p> <p>A-silikon. Sprutmaterial i automixpatron, bra stabilitet och flytförmåga även vid minimala utrymmen under preparationsgränsen. Hög detaljåtergivning, enkelt att avlägsna. Välbalanserad hydrofilitet, utan smak, men med doft av honung.</p> <p>Förpackning: 2 x 50 ml, 12 st gula blandningsspetsar, 12 st gula intraorala tippar.</p> <p>Arbetstid: Regular 2,15 min, Fast 1,30 min</p> <p>Stelningstid: Regular 3,30 min, Fast 2 min</p> <p>Light regular - Snabbstelnde light body för exakt detaljåtergivning vid dubbelavtryck och putty wash teknikerna.</p>		<p>Regular – normalstelnde, gul Fast – snabbstelnde, orange Light Body Regular - snabbstelnde</p>	<p>2 x 50 ml 611205 2 x 50 ml 611206 4 x 25 ml 611204</p>
<p><b>Honigum Monophase Automix CD - DMG</b></p> <p>Hög detaljåtergivning, god stabilitet och enkelt att avlägsna ur munnen. Välbalanserad hydrofilitet, utan smak, men med doft av honung. Passar till alla sorters dentala avtryck.</p>		<p>Monophase Automix CD</p>	<p>2 x 50 ml 909830</p>
<p><b>Honigum MixStar Putty - DMG</b></p> <p>Puttymaterial till blandningsmaskin. Lämplig vid både en- och tvåstegsteknik. 1 x 390 ml samt 10 blandningsspetsar.</p>		<p>MixStar Putty maskin</p>	<p>1 x 390 ml 611222</p>
<p><b>Honigum Putty Soft - DMG</b></p> <p>Knådbar putty med komfortabel arbetstid och kort stelningstid. Lämplig vid både en- och tvåstegsteknik.</p> <p>Fast, 2 x 450 ml, bas och katalysator.</p>		<p>Putty Soft Fast bas/kat</p>	<p>2 x 450 ml 611202</p>

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Honigum MixStar blandningsspetsar - DMG</b> Blandningsspetsar till Honigum MixStar Heavy skedmaterial.</p>	<p>Refill: Blandningsspetsar</p>	<p>1 x 50 st <b>611226</b></p>
		
<p><b>K-silikon</b></p> <p><b>Optosil Comfort Putty - Heraeus Kulzer</b> K-silikon. Knådbart puttymaterial för dubbelmix- och sandwichteknik, med "Snap-set-effekt". Snabb stelning efter 2 min arbetstid. Enklare och säkrare applicering av skeden.</p>	<p>Burk 900 ml, måttkopa</p>	<p><b>610133</b></p>
		
<p><b>Xantopren Comfort - Heraeus Kulzer</b> K-silikon. Automixförpackning. Light blå - Mjuk konsistens. Wash material för 2 stegs- och 1 stegsavtryck, basning och fit checking. Medium grön - Medium konsistens. Wash material för funktionsavtryck, basning, 2 stegs- och 1 stegsavtryck. <i>Blandningspistol, se rubrikTillbehör/Blandningspistol</i></p>	<p>Light blå: 2 x 50 ml + 12 blandningsspetsar Medium grön: 2 x 50 ml + 12 blandningsspetsar</p>	<p><b>610120</b> <b>610122</b></p>
		
<p><b>Blandningsspetsar Xantopren Comfort - Heraeus Kulzer</b> Gula.</p>	<p>48 st/fp</p>	<p><b>610126</b></p>
		
<p><b>Xantopren M Mucosa - Heraeus Kulzer</b> K-silikon. Mediumkonsistens, för protesavtryck. Röd-orange.</p>	<p>Tub 140 ml</p>	<p><b>610115</b></p>
		
<p><b>Xantopren L Blå - Heraeus Kulzer</b> Sprutbar, tunnflytande K-silikon. För kronbroavtryck, rebasering m m. Även för plattprotetik (50% blå + 50% grön). Blandningstid: ca 30 sek. Stelningstid: 5 1/2 min inkl blandningstid.</p>	<p>Tub 140 ml</p>	<p><b>610112</b></p>
		
<p><b>Xantopren VL Plus - Heraeus Kulzer</b> K-silikon. Sprutbar, mycket tunnflytande, mörkblå. För kron &amp; broavtryck. Kombinerar med Optosil P Plus. Blandningstid 30-45 sek. Stelningstid: 5 1/2 min inkl blandningstid.</p>	<p>Tub 140 ml, 1 blandningskopp</p>	<p><b>610130</b></p>
		

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Xantopren H Grön - Heraeus Kulzer</b> Trögflytande K-silikon. För kron &amp; broavtryck, rebasering, plattprotetik m m. Blandningstid: ca 30 sek. Stelningstid 5 1/2 min inkl blandningstid.</p>	Tub 140 ml	<b>610114</b>
		
<p><b>Activator Universal Plus - Heraeus Kulzer</b> Universal härdare i pastaform för K-silikoner från Heraeus.</p>	Tub	1 x 60 ml <b>610101</b>
		
<p><b>Activator Universal Plus vätska - Heraeus Kulzer</b> Universal härdare i vätskeform (aktivator) för K-Silikoner från Heraeus Kulzer.</p>	Flaska	1 x 25 ml <b>610102</b>
		
<h2>BETTREGISTRERING</h2>		
<h3>Vaxer</h3>		
<p><b>Bitvax - Columbus</b> Gult vax i plattor, 453 g.</p>	Bitvax gult i plattor	1 x 453 g <b>610233</b>
		
<p><b>Orbis modellvax</b> Modellvax medium.</p>	Medium	1 x 500 g <b>610236</b>
		
<p><b>Rite-Bite Index</b> Prefabricerat bitindex, hästschoform. 24 st förstärkta och 6 st oförstärkta index.</p>	Index	1 x 30 st <b>610235</b>
		

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Modellvax Tenax - SS White

Färg: rosa.



Plattor  
Plattor

1 x 227 g  
1 x 2,27 kg

**610238**  
**610239**

### Alminaxvax

Med aluminiumpulver för jämn spridning av temperatur. Färg: silver.




Plattor

1 x 250 g

**610234**

### Boxingvax - Kerr

För kantrimning av skedar. Stänger.  
Färg: röd.



Stänger

1 x 170 g

**610231**

### Periferivax Orthodontic - KerrHawe

Stänger. Färg: vit.



48 st stänger

1 x 140 g

**610228**

### Periferivax

Stänger. Färg: blå.



Blå stänger

1 x 60 st

**610229**

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Kerr-stänger - Kerr

Termoplastiskt material. För kron-broavtryck, kopparringsavtryck.



Röda stänger  
Gröna stänger

1 x 113 g **610005**  
1 x 113 g **610006**

### Vaxtillbehör

#### Vaxkniv

Rostfri vaxkniv med träskaft. 17 cm.



1 x 1 st **550015**

### Bettregistreringspastor

#### Orbis orbibite

Bettregistrering.



Granit hard  
Standard  
Green  
Scan  
Transparent

2 x 50 ml **72122**  
2 x 50 ml **72123**  
2 x 50 ml **MD117432**  
2 x 50 ml **MD117433**  
2 x 50 ml **MD117434**

#### Jet Bite - Coltène Whaledent

A-silikon. Gul. Snabbstelnande, ca 70 sek. Mycket styvt i härdat skick. Rektangulär special-tipp för blandningsspetsen ger en avpassad, tunn, platt sträng vid applicering.

*Blandningspistol, se rubrik Tillbehör/ Blandningspistoler.*



Jet Bite 2 inkl 20 blandningsspetsar + 20 spridarspetsar

2 x 50 ml **610162**

För Jet Regular Body, vita

1 x 48 st **610680**

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Jet Blue Bite - Coltène Whaledent</b></p> <p>A-silikon för bettregistrering med en bred spridarspets. Mjukt och följsamt vid applicering, blir hårt och stabilt, men flexibelt. Lätt att skära och trimma.</p> <p>Fast set - 30 sek arbetstid, 40 sek stelningstid.</p> <p>Superfast set - 20 sek arbetstid, 30 sek stelningstid.</p>		<p>Fast: inkl 6 rosa blandningsspetsar + 6 spridarspetsar 1 x 50 ml <b>610644</b></p> <p>SuperFast: inkl 6 rosa blandningsspetsar + 6 spridarspetsar. 1 x 50 ml <b>610646</b></p> <p>Rosa blandningsspetsar till Jet Bite och Jet Bite Fast 1 x 40 st <b>611034</b></p> <p>Spridarspetsar 1 x 100 st <b>610694</b></p>
<p><b>Aquasil Bite - Dentsply</b></p> <p>A-silikon för bettregistrering. CD patron för blandningspistol. Arbetstid: 30 Sekunder. Stelningstid: 60 Sekunder.</p> <p>Spridarspetsar = platta förlängningstippar som fördelar materialet bättre på tandraden.</p>		<p>CD patron 2 x 50 ml <b>611305</b></p> <p>Spridarspetsar 1 x 48 st <b>611306</b></p>
<p><b>LuxaBite - DMG</b></p> <p>Bettregistreringsmaterial i bisakrylat. Hög sluthårdhet ger exakt och stabil registrering. Lätt att trimma med vanliga dentalbör. Lukt- och smakfritt</p>		<p>LuxaBite automix 1 x 50 ml <b>610176</b></p> <p>Blandningsspetsar, gula 10:1 1 x 25 st <b>610177</b></p>
<p><b>O-Bite - DMG</b></p> <p>A silikon i CD ampull för bettregistrering. Apelsindoft. Färg orange. Trimmas enkelt med skalpell eller silikonbör.</p> <p>Stelningstid 1.30 minuter</p>		<p>Automix 2 x 50 ml <b>610174</b></p>
<p><b>Fit Checker - GC</b></p> <p>Vitt silikonbaserat material för kontroll av tryckställen och passform. A-silikonbaserat material för kronor och broar. Fit Checker II).</p> <p>Lättflytande K-silikonmaterial för proteser, kronor och broar innan cementering.</p>		<p>A-silikon 1 x 115 g <b>610181</b></p> <p>K-Silikon 1 x 100 g <b>610179</b></p>
<p><b>Flexitime Bite - Heraeus Kulzer</b></p> <p>Bettregistreringsmaterial, A-silikon, avläsningsbar med scanner; är därför lämpligt vid optisk överföring av data vid fabricering med CAD/CAM teknik. Kan också användas för konventionell bettregistrering. Mycket hög sluthårdhet. Tixotrop.</p>		<p>Automix 2 x 50 ml <b>610199</b></p>



# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>Virtual CADbite - Ivoclar Vivadent</b> Bettregistreringsmaterial avläsbart med scanner, kan användas vid optisk dataöverföring vid fabricering med CAD/CAM. A-silikon, lämplig för all konventionell bettregistrering.</p>		<p>Automix Blandningsspetsar, små, gula</p>	<p>2 x 50 ml <b>610193</b> 1 x 48 st <b>610195</b></p>
<p><b>Blu-Mousse - Parkell</b> Bettregistreringspasta i A-silikon. Stelningstid: normal 120 sek, snabb 30 sek. Exakt volymstabilitet. Blu Mousse Super Fast har en hårdhetsgrad på ca 85 durometer (mot modellgips ca 100 durometer).</p>		<p>Normal, tub Normal, ampuller inkl 10 blandningsspetsar Super Fast, ampuller inkl 10 blandningsspetsar Blandningsspetsar</p>	<p>2 x 80 ml <b>610170</b> 2 x 50 ml <b>610171</b> 2 x 50 ml <b>610172</b> 1 x 30 st <b>610173</b></p>
<p><b>Ramitec Penta - 3M ESPE</b> Polyetergummimaterial. Ersätter vaxindex. Blandas i Pentamix. Appliceringen ger en tunn platt sträng, som sedan blir mycket styv efter sluthårdningen. Arbetstid inkl blandning 2 min, stelning i mun 3 min. Hållbarhet 24 mån.</p>		<p>Normalpack: bas och katalysator</p>	<p>1 x 360 ml <b>611194</b></p>
<p><b>Ramitec - 3M ESPE</b> Polyetergummimaterial. Ersätter vaxindex. Blandas på block. Färg: gul. Arbetstid inkl blandning 2 min, stelning i mun 3 min. Mycket styvt med en avpassad tunn platt sträng vid appliceringen.  <i>Avtrycksspruta - se Tillbehör/Avtryckssprutor.</i></p>		<p>Dubbelpack: 2 x 120 ml, 2 x 15 ml katalysator, spruta samt block</p>	<p>2 x 135 ml <b>610187</b></p>
<p><b>Imprint Bite - 3M ESPE</b> Snabbstelnde bettregistreringspasta, 1 min. intraoralt. För Garant pistol. Förpackningar: Refill: 4 patroner à 50 ml + 20 blandningsspetsar Refill: 50 gröna blandningsspetsar Refill: 50 st stora appliceringsspetsar <i>Blandningspistol, se rubrik Tillbehör/ Blandningspistoler.</i></p>		<p>Refill: inkl. 20 blandningsspetsar Blandningsspetsar Appliceringsspetsar</p>	<p>4 x 50 ml <b>610574</b> 1 x 50 st <b>610578</b> 1 x 50 st <b>610579</b></p>

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Registrado X-tra - Voco

A-silikon för bettregistrering. Extra hård, snabbhärdande, 40 sek. Tixotrop. Lätt att applicera.



Säkerhetsampuller, blandningskanyler typ 16

2 x 50 ml

611125

## REBASERINGSMATERIAL

### Permanenta rebaseringsmaterial

#### GC Reline - GC

Permanent rebaseringsmaterial. Fritt från metylmetakrylat. Lukt och smakfritt. Stelningstid i munnen 5,5 min.



Sats: 80 g pulver, 50 ml vätska, 15 g adhesive

1 x 1 fp

610205

#### GC Reline Soft - GC

För mjukrebasering temporärt eller upp till flera år. Mjukblivande A-silikonbaserat. I automixpatron.

Intro: patron 62g (48 ml), blandningsspetsar samt tillbehör.



Soft Introkit

1 x 62 g

610241

#### GC Reline Soft - GC

För mjukrebasering temporärt eller upp till flera år. I automixpatron.

*Blandningspistol - se rubrik Tillbehör/Blandningspistoler.*



Refillpatron

1 x 62 g

610243

#### Blandningsspetsar Reline - GC






Blandningsspetsar. För GC Reline Soft och Extra Soft.



1 x 60 st

610248

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Reline Modifier - GC</b> Ytförseglingsmaterial för A-silikonbaserade rebaseringar.</p>		<p>Modifier A+B</p> <p>2 x 10 g <b>610246</b></p>
<p><b>Reline Primer R - GC</b> Resin/Primer/Adhesiv för A-silikonbaserade rebaseringar. För GC Reline Soft och Extra Soft.</p>		<p>Primer R</p> <p>1 x 12 g <b>610245</b></p>
<p><b>Ufi Gel Hard C - Voco</b> Hårt permanent rebaseringsmaterial i automixpatron. Fritt från metylmetakrylat. Lukt- och smakfri. Stelningstid i mun: 2,5 min, sedan tas protesen ut för att ta bort överskott, sedan in igen 2,5 min. Samma dispenser som till Structur 2 SC (pistol typ 2).</p>		<p>Kit Automix: 80 g automixpatron, 10 ml adhesive, 10 st blandningspetsar typ 8</p> <p>1 x 1 fp <b>611101</b></p> <p>Refill: ampull, 10 st blandningspetsar typ 8</p> <p>1 x 80 g <b>611102</b></p> <p>Blandningsspetsar typ 8</p> <p>1 x 50 st <b>611115</b></p>
<p><b>Ufi Gel Adhesive - Voco</b> Adhesive 10 ml. För hård Ufi Gel permanent rebaseringsmaterial.</p>		<p>Flaska</p> <p>1 x 10 ml <b>611103</b></p>
<p><b>Temporära rebaseringsmaterial</b></p> <p><b>Visco Gel - Dentsply</b> Temporärt material för mjukrebasering. Ftalat fritt och med ökad viskositet Pulver/vätska.</p>		<p>Sats: 120 g pulver, 90 ml vätska, 15 ml smörjmedel, blandningsmått, blandningsskål</p> <p>1 x 1 fp <b>610212</b></p>

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### GC Tissue Conditioner Introkit - GC

Akrylat för mjukrebasering och vävnadskonditionering. Enkelt att applicera och avlägsna, förblir mjukt. Utmärkta ytegenskaper förblir rent, utan missfärgning och lukt. Enkel, snabb applicering, reducerar luftinneslutningar. Lätt att avlägsna, bra draghållfasthet.

Introkit: 90 g pulver, 90 g vätska, 15 ml coating agent (beläggning), gummikopp för blandning, pipett för dosering, pulvernått, pensel nr 7.



Introkit Live rosa  
Refill Live rosa  
Vätska (101 ml) f både rosa och vit  
Coating agent (15 ml)

1 x 1 fp **610222**  
1 x 90 g **610224**  
1 x 90 g **610226**  
1 x 12 g **610227**

### GC Reline Extra Soft - GC

För temporär mjukrebasering. Protesfärgat material i automixpatron.

*Blandningspistol - se rubrik Tillbehör/Blandningspistoler. Blandningsspetsar, Modifier och Primer - se under Permanenta rebaseringsmaterial.*



Patron (48 ml)

1 x 56 g **610244**

### Coe Comfort - GC

Tissue conditioner för korttids mjukrebasering 1-2 veckor, för hel- och partialproteser.



170 g pulver, 177 ml vätska, tillbehör

1 x 1 fp **610213**

### Coe Soft - GC

För mycket mjuk temporär rebasering 3-6 månader, för hel- och partialproteser.



170 g pulver, 177 ml vätska, tillbehör

1 x 1 fp **610214**

### Ufi Gel SC - Voco

Mjukt A-silikon. För temporär mjukrebasering upp till 12 månader, i automixpatron.

Stelningstid i mun 6 min.

*Blandningsspetsar typ 8, passar till Ufi Gel Hard C och Ufi Gel SC.*



Kit Automix: 50 ml automixpatron, 10 ml adhesive, 10 st blandningsspetsar typ 8  
Refill: ampull 50 ml, 10 st blandningsspetsar typ 8  
10 ml Adhesive  
20 ml Glaze  
Blandningsspetsar typ 8

1 x 1 fp **611110**  
1 x 50 ml **611111**  
1 x 1 fp **611112**  
1 x 1 fp **611113**  
1 x 50 st **611115**

## TILLBEHÖR TILL AVTRYCKSTAGNING

### Adhesiv

#### Orbis Adhesiv



Polyether Adhesive  
Silicone tray Adhesive

1 x 30 ml **MD115217**  
1 x 10 ml **MD115218**

#### Adhesiv för alginat - Dentsply

Fix Adhesiv för alginat.



Flaska med pensel  
Sprayflaska

1 x 30 ml **610045**  
1 x 225 g **610046**

#### Universal Adhesive - Heraeus Kulzer

För alla silikonmaterial. Flaska med pensel.



1 x 10 ml **610202**

#### Polyeteradhesiv - 3M ESPE

Flaska 17 ml, med pensel.



1 x 17 ml **610190**

#### VPS Tray Adhesive - 3M ESPE

Skedadhesiv för A-silikoner. Flaska 17 ml.



1 x 17 ml **610191**

#### Adhesive - Coltène

För avtryck, 10 ml.



1 x 10 ml **610192**

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Avtryckssprutor

### Avtrycksspruta Penta - 3M ESPE

Avtrycksspruta komplett med 4 cylindrar.



Spruta  
Separat cylinder  
Spetsar för Pentaspruta

1 x 1 st **610610**  
1 x 10 st **610611**  
1 x 12 st **610612**

### Avtrycksspruta Ramitec Penta - 3M ESPE

Avtrycksspruta för Ramitec Penta bettregistreringsmaterial.



1 x 5 st **610635**

### Avtrycksspruta DVT - Depro

5 ml med böjbar spets.



1 x 100 st **610735**

### Avtrycksspruta Impregum - 3M ESPE

Impregum Intraoral sprutor. Engångsavtrycksspruta. Passar cartridge förpackade Impregum Garant L Duo Soft. Lätt att hantera, underlättar åtkomst. Fylls på från CD-patronens mynning, material för 1 till 4 led. Behöver ingen blandningspistol.



Refillsprutor lila

1 x 20 st **610987**

### Avtrycksspruta Express 2 - 3M ESPE

Intraoral engångs avtrycksspruta. Passar alla cartridge förpackade sprutmaterial av typen A-silikon. Lätt att hantera, underlättar åtkomst. Fylls på från CD-patronens mynning, material för 1 till 4 led. Behöver ingen blandningspistol.



Refillsprutor gröna

1 x 20 st **610073**

## Blandningsblock

### Orbis blandningsblock

För avtryckspastor. Block om 100 blad.



Små: 120 x 100 mm  
Stora: 200 x 140 mm

1 x 1 st **610726**  
1 x 1 st **610727**

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Orbis blandningsblock</b> Transparent yta. Storlek 7x8 cm. 100 blad/block.</p>	7 x 8 cm	1 x 1 st <b>650795</b>
		
<p><b>Blandningsblock - Heraeus Kulzer</b> Streckat. Storlek 105 x 180 mm.</p>	Block, 100 blad	<b>610730</b>
		
<p><b>Blandningskoppar</b></p>		
<p><b>Gipskopp - Coltène</b> Grönt gummi. Diam: 12 cm. Höjd: 9 cm.</p>		1 x 1 st <b>610815</b>
		
<p><b>Blandningskopp - Heraeus Kulzer</b> För alginat. PVC. Vit. Diameter:12 cm. Höjd: 9 cm.</p>		1 x 1 st <b>610733</b>
		
<p><b>Blandningskopp Alginator II - DUX Dental</b> Blandningskopp till Alginator II. Storlek medium. Diameter 13 cm. Höjd 8 cm. Flexibel och följsam. Ljusblå.</p>	Blandningskopp stl medium Blandningsspatel	1 x 1 st <b>611512</b> 1 x 1 st <b>611513</b>
		
<p><b>Blandningspistoler</b></p>		
<p><b>Orbis Blandningspistol 1:1/2:1</b></p>	Blandningspistol 1:1/2:1 (DS50)	1 x 1 st <b>72021</b>
		

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Blandningspistol Flexitime - Heraeus

Kulzer

Blandningspistol 2 (1:1).



1 x 1 st **610914**

## Blandningspistol - 3M ESPE

Blandningspistol 1:1/2:1. Passar till Express Light, Dimension Bite, Permadyne Garant och Dimension Garant. Även för Imprint II och Imprint Bite.



Kolv separat

1 x 1 st **610576**

1 x 1 st **610577**

## Blandningspistol GC Reline - GC

Blandningspistol för GC Reline Soft och Extra Soft.



1 x 1 st **610249**

## Blandningspistol Xantopren Comfort -

Heraeus Kulzer

Blandningspistol 4:1. OBS! Pistolen är inte densamma som till Provil novo.



1 x 1 st **610124**

## Blandningspistol - Coltène

Affinis blandningspistol System 50/75.



1 x 1 st **611032**



# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR		
<p><b>Blandningspistol DMG - DMG</b> Blandningspistol typ 25 1:1 DMG. För Honigum 25 ml ampuller.</p>		1 x 1 st <b>MD128623</b>		
<p><b>Blandningspistol Protemp Garant - 3M ESPE</b> Blandningspistol till Protemp 3 och 4, D50, 4:1/10:1.</p>		Pistol 4:1/10:1 Kolvtill Protemp pistol Blandningsspetsar, blå	1 x 1 st <b>650064</b> 1 x 1 st <b>650065</b> 1 x 50 st <b>650063</b>	
<p><b>Blandningsspatel</b></p>		<p><b>Alginatpatel - Heraeus Kulzer</b> Av polyamid. Vit.</p>	1 x 1 st <b>610731</b>	
<p><b>Alginatpatel - DUX Dental</b> Vit med grått handtag.</p>		Blandningsspatel	1 x 1 st <b>611513</b>	
<p><b>Blandningsspetsar</b></p>		<p><b>Orbis blandningsspets</b> Blandningsspetsar för avtrycksmaterial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gul 1:1 för avtrycksmaterial</li> <li>• Rosa 1:1 för avtryckstagnning och bettregistrering</li> <li>• Gröna / turkos 1:1 för avtrycksmaterial</li> <li>• Blå med vit spiral 1:1 för temporära material</li> <li>• Blå med orange spiral 4:1/10:1 för temporära material</li> </ul>	Gul Rosa Grön (turkos) Blå m vit spiral Blå m orange spiral Gul/orange spiral Vit Blå/vit kort	1 x 50 st <b>611600</b> 1 x 50 st <b>611601</b> 1 x 50 st <b>611602</b> 1 x 50 st <b>611603</b> 1 x 50 st <b>611604</b> 1 x 50 st <b>611605</b> 1 x 50 st <b>611606</b> 1 x 50 st <b>611607</b>
<p><b>Orbis intraorala spets</b> Intraorala förlängningstippar.</p>		Gul	1 x 100 st <b>611610</b>	

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Orbis intraorala spetsar



Vita

1 x 100 st

**611611**

## Kompressionshättor

### Comprecap Anatomic - Roeko

Kompressionshätta för skydd och torrläggning av pelarpreparation samt för påbitning vid applicering av Magic Foam Cord samt för påbitning av Magic Foam Cord.



Stl. 1 Diam: 7 mm

1 x 120 st

**610877**

Stl. 3 Diam: 10 mm

1 x 120 st

**610878**

Stl. 5 Diam: 12,5 mm

1 x 60 st

**610879**

Set: storlek 1, 3 och 5

1 x 120 st

**610876**

## Kontrollsilikon

### Fit Test C & B - Voco

Självhärdande kontrollsilikon för kontroll av passform, marginell anpassning och marginella läckage på: kronor, broar, inlays/onlays, gjutna metallkärnor, proteser på metallbas. Spruta om 5 ml samt blandningsspetsar.



Fit Test C&B 2095

1 x 5 ml

**611120**

Blandningsspets 2188

1 x 50 st

**611121**

## Retraktionsgel

### Gel-Cord - Pascal

Retraktionsgel i förfyllda sprutor med förböjd kanyl. Gelen innehåller 25% Aluminiumsulfat. Fungerar med alla typer av retraktionstråd och alla typer av avtrycksmaterial. Blå Gel.



Spruta + 14 kanyler

12 x 0,75 g

**610869**

Kanyler

1 x 100 st

**610868**

### Hemostasy - Satelec Acteon

Kemisk gel, en kombination av aluminiumklorid och kaolin. Ger bestående blodstillning inom 2 minuter och ren och torr arbetsyta.



Startkit: 2 x 2 g i spruta, 40 st kanyler

**610846**

Refill: 2 x 2 g i spruta

**610847**

Kanyler, 40 st

**610848**

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Retraktionspasta

### Retraktionspasta Astringent - 3M ESPE

Astringent retraktionspasta i förfyllda spetsar. Snabb och enkel retraktion av den marginella gingivan, säkerställer en torr sulcus. Används vid:

- Avtryckstagning  
Preparation av temporära pelare, avgjutningar
- Preparation av klass II och V fyllningar



25-pack  
100-pack

25 x 0,3 g **610884**  
100 x 0,3 g **610885**

### Expasyl - Kerr

Pasta för gingival retraktion, skonsamt alternativ till friläggning med retraktionstråd. Stillar blödning och frilägger gingivan runt tanden. Gelen spolats bort med vatten.

Mini kit: 6 st ampuller à 1 g, 12 st kanyler, 1 st appliceringspistol, bruksanvisning.

Separata refillförpackningar.



Mini kit  
Ampuller  
Kanyler  
Kanyler  
Kanyler böjda

1 x 1 st **610854**  
20 x 1 g **610851**  
1 x 40 st **610852**  
1 x 100 st **610855**  
1 x 40 st **610858**

### Expasyl ampuller - Kerr

Pasta för gingival retraktion, skonsamt alternativ till friläggning med retraktionstråd. Stillar blödning och frilägger gingivan runt tanden. Gelen spolats bort med vatten.



Ampuller

6 x 1 g **610853**

### Expasyl Premium ampuller - Acteon

Jordgubbssmak. Pasta för gingival retraktion, skonsamt alternativ till friläggning med retraktionstråd. Stillar blödning och frilägger gingivan runt tanden. Gelen spolats bort med vatten.



Ampuller Jordgubbssmak

10 x 1 g **610857**

### Expasyl Applicator - Acteon

Appliceringspistol. Enkel att ladda, kräver ett minimum av kraft vid applicering. Med samma funktioner som den tidigare applikatorn, men av mer robust konstruktion. Mer driftsäker, bättre handgrepp och större balans.



Appliceringspistol

1 x 1 st **610856**

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Retraktionstråd

### Gingi Gel retraktionstråd - DUX Dental

Vävd tråd, förimpregnerad med 20% buffrad aluminiumklorid. Stoppar omedelbart blödning. Enkel att applicera då tråden packats i behållaren utan risk att trassla sig. Lätt att forma, stannar på plats.



Stl 1  
Stl 2

1 x 1,83 m **611532**  
1 x 1,83 m **611533**

### Gingi Braid retraktionstråd - DUX Dental

Vävd tråd, skall impregneras med adstringent vätska. Flätad, formbar och stabil. Mycket god retraktion, lätt att applicera och stannar på plats. Fuktas eller impregneras före användning.



Stl 0n White  
Stl 1n White/Purple  
Stl 2n White/Green  
Stl 3n White/Pink

1 x 1,80 m **611520**  
1 x 1,80 m **611521**  
1 x 1,80 m **611522**  
1 x 1,80 m **611523**

### Gingi Knit retraktionstråd - DUX Dental

Stickad tråd som skall impregneras med adstringerande vätska. Stickad (inte flätad) tråd, absorberar mer hemostatvätska jämfört med konventionella trådar. Mycket god retraktion, lätt att applicera, formas efter sulcus och stannar på plats. Trådändarna fransar sig inte.



000 n Vit  
00 n Vit/svart  
0 n Vit/orange  
1 n Vit/orange/svart  
2 n Vit/röd  
3 n Vit/röd/svart

1 x 1,80 m **611525**  
1 x 1,80 m **611526**  
1 x 1,80 m **611527**  
1 x 1,80 m **611528**  
1 x 1,80 m **611529**  
1 x 1,80 m **611530**

### Stay-Put - Roeko

Formbar retraktionstråd 183 cm. Ultrafin koppartråd inlindad med dubbla lager nylon. Applicera först mittpunkten på tråden, och sedan ut mot periferin.



Nr 0 Extrafin  
Nr 1 Fin  
Nr 2 Medium  
Nr 3 Grov

1 x 1,83 m **610874**  
1 x 1,83 m **610871**  
1 x 1,83 m **610872**  
1 x 1,83 m **610873**

Trådpackare - se Instrument.

### Retracto Impregnerad - Roeko

Flätad retraktionstråd impregnerad med aluminiumklorid.

Trådpackare - se Instrument.



Nr 1 Fin  
Nr 2 Medium  
Nr 3 Grov

1 x 2,25 m **610880**  
1 x 2,25 m **610881**  
1 x 2,25 m **610882**

## Retraktionsvätska

### Styptin - DUX Dental

20% buffrad hemostatisk aluminiumklorid. Bra viskositet gör att vätskan stannar där den applicerats. Mild transbärsmak. Ljusblå färg, lätt att identifiera.



Tryckflaska  
Glasflaska

1 x 15 ml **611535**  
1 x 30 ml **611536**

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Quick-Stat FS Bulk - VISTA Dental

15,5% järnsulfat i gelform.



Järnsulfatgel

1 x 30 ml

**610883**

## Gips

### Moldano - Heraeus Kulzer

Blått hårdgips till studie- och protesmodeller.  
Blandningstid: 60 sek. Stelningstid: ca 12 min.



Påse

1 x 4,50 kg


**610802**

## AVTRYCKSSKEDAR

### Avtrycksskedar - engångs

#### Orbis avtryckssked

Engångssked i blå plast, perforerad och med stadigt handtag.



U1

Liten ÖK

1 x 24 st

**610520**

U2

Medium ÖK

1 x 24 st

**610521**

U3

Stor ÖK

1 x 24 st

**610522**

L1

Liten UK

1 x 24 st

**610524**

L2

Medium UK

1 x 24 st

**610525**

L3

Stor UK

1 x 24 st

**610526**

L1S Partiell

Hö ÖK/Vä UK

1 x 24 st

**610528**

#### Orbis avtryckssked

Engångs, plast. Perforerade med stadigt handtag.



Nr 1

Stor

ÖK

1 x 12 st

**610450**

Nr 2

Stor

UK

1 x 12 st

**610451**

Nr 3

Medium

ÖK

1 x 12 st

**610452**

Nr 4

Medium

UK

1 x 12 st

**610453**

Nr 5

Liten

ÖK

1 x 12 st

**610454**

Nr 6

Liten

UK

1 x 12 st

**610455**

Nr 7S

ÖK hö/UK vä

1 x 12 st

**610456**

Nr 8S

ÖK vä/UK hö

1 x 12 st

**610457**

Nr 9S

Front

1 x 12 st

**610458**

#### Gröna engångsskedar - GC/Coe

Perforerad partiell engångs avtryckssked "Spacer Trays" i grön plast. Styv plast ger en fullgod precision. Kantförsedd – håller avtrycksmassan på plats. "Sicksack" mönster för att minska risken för cusp kontakt/genomslag.

Storlek:

31D - B 3.96 cm - L 5.71 cm - D 1.90 cm

30D - B 3.96 cm - L 5.71 cm - D 1.90 cm

22D small - B 7.46 cm - L 5.08 cm - D 2.06 cm


21D medium - B 7.62 cm - L 5.71 cm - D 1.90 cm

20D large - B 7.62 cm - L 6.03 cm - D 1.90 cm

7D small - B 6.66 cm - L 5.08 cm - D 1.74 cm

4D medium - B 7.30 cm - L 6.03 cm - D 1.90 cm

1D large - B 7.62 cm - L 6.35 cm - D 2.22 cm



1D ÖK stor

1 x 12 st

**610460**

4D ÖK medium

1 x 12 st

**610461**

7D ÖK liten

1 x 12 st

**610462**

20D UK stor

1 x 12 st

**610463**

21D UK medium

1 x 12 st

**610464**

22D UK liten

1 x 12 st

**610465**

#### Partiella:

30D ÖK vä/UK hö

1 x 12 st

**610466**

31D ÖK hö/UK vä

1 x 12 st

**610467**

32D anterior ÖK el. UK

1 x 12 st

**610468**

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### President avtryckssked

- *Coltène*

Engångs-, styv transparent perforerad plastsked.



Nr 1	Stor	ÖK	1 x 12 st	<b>610490</b>
Nr 2	Stor	UK	1 x 12 st	<b>610491</b>
Nr 3	Medium	ÖK	1 x 12 st	<b>610492</b>
Nr 4	Medium	UK	1 x 12 st	<b>610493</b>
Nr 5	Liten	ÖK	1 x 12 st	<b>610494</b>
Nr 6	Liten	UK	1 x 12 st	<b>610495</b>
Nr 7	Partial	Vä ÖK/ Hö UK	1 x 12 st	<b>610496</b>
Nr 8	Partial	Hö ÖK/ Vä UK	1 x 12 st	<b>610497</b>
Nr 9	Front		1 x 12 st	<b>610498</b>

### Position Tray - 3M Espe


Engångssked för Position Penta material och andra vanliga alginater. Lämplig vid avtryck för t ex temporära restaurationer, studiemodeller, motbitning. Ingen adhesiv behövs.



Stl. S		ÖK	1 x 10 st	<b>610430</b>
Stl. M		ÖK	1 x 10 st	<b>610431</b>
Stl. L		ÖK	1 x 10 st	<b>610432</b>
Stl. S		UK	1 x 10 st	<b>610433</b>
Stl. M		UK	1 x 10 st	<b>610434</b>
Stl. L		UK	1 x 10 st	<b>610435</b>

### Triple Trays - Premier

Sektionssked, engångs med vävmellanlägg för samtidigt avtryck av ök/uk. Märketiketter för t ex patientuppgifter medföljer.



Frontsked, 35 st			1 x 35 st	<b>610480</b>
3/4-sked front-premolarer			1 x 35 st	<b>610485</b>
Sektionssked			1 x 48 st	<b>610481</b>
Sektionssked sidlös			1 x 48 st	<b>610484</b>
Kvadrantsked			1 x 40 st	<b>610482</b>
Extruderad kvadrantsked			1 x 35 st	<b>610486</b>
Sorterade: 10 front, 20 sektionss- och 10 st kvadrantskedar			1 x 40 st	<b>610483</b>

## Avtrycksskedar - flergångs

### Perforerad metallsked - Premier

Perforerad sektionssked i metall med skåra i mitten, används med pappersmellanlägg. Nr 72.



1 st + 25 st pappersmellanlägg			1 x 1 st	<b>610337</b>
Mellanlägg, 25 st/tp			1 x 25 st	<b>610338</b>

# AVTRYCK

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## PermaLock - ASA Dental


Färgkodad avtryckssked i rostfritt stål. Perforerad, med retentionskant och sidenmatt finish.

U1 = minst, U6 = störst



U1 – ÖK  
U2 – ÖK  
U3 – ÖK  
U4 – ÖK  
U5 – ÖK  
U6 – ÖK  
L1 – UK  
L2 – UK  
L3 – UK  
L4 – UK  
L5 – UK  
L6 – UK

1 x 1 st **610500**  
1 x 1 st **610501**  
1 x 1 st **610502**  
1 x 1 st **610503**  
1 x 1 st **610504**  
1 x 1 st **610505**  
1 x 1 st **610515**  
1 x 1 st **610506**  
1 x 1 st **610507**  
1 x 1 st **610508**  
1 x 1 st **610509**  
1 x 1 st **610510**



L4D – partiell  
L4S – partiell  
U1P – partiell ök front  
L1P – partiell uk front

1 x 1 st **610511**  
1 x 1 st **610512**  
1 x 1 st **610513**  
1 x 1 st **610514**

## Rostfria avtrycksskedar ÖK

I rostfritt stål, perforerade. Tål all slags sterilisering. För tandförsedd överkäke.

Nr 1 = störst, Nr 5 = minst



Nr 1  
Nr 3  
Nr 4  
Nr 5

1 x 1 st **610341**  
1 x 1 st **610342**  
1 x 1 st **610343**  
1 x 1 st **610344**

## Rostfria avtrycksskedar UK

I rostfritt stål, perforerade. Tål all slags sterilisering. För tandförsedd underkäke.

Nr 20 = störst, Nr 24 = minst



Nr 20  
Nr 21  
Nr 22  
Nr 24

1 x 1 st **610345**  
1 x 1 st **610346**  
1 x 1 st **610347**  
1 x 1 st **610348**

# AVTRYCK

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Coe avtrycksskedar, hela - GC

Förkromad och perforerad avtryckssked. Tål ej hetluftsterilisering.



Nr 1	ÖK stor/kort	1 x 1 st	<b>610253</b>
Nr 3	ÖK stor/lång	1 x 1 st	<b>610254</b>
Nr 4	ÖK medium	1 x 1 st	<b>610255</b>
Nr 5	ÖK liten/lång	1 x 1 st	<b>610256</b>
Nr 7	ÖK liten/kort	1 x 1 st	<b>610257</b>
Nr XL1	ÖK, extra stor	1 x 1 st	<b>610258</b>
Nr 20	UK stor	1 x 1 st	<b>610261</b>
Nr 21	UK medium	1 x 1 st	<b>610262</b>
Nr 22	UK liten	1 x 1 st	<b>610263</b>
Nr XL20	UK, extra stor	1 x 1 st	<b>610264</b>
Nr 9	ÖK, barn	1 x 1 st	<b>610265</b>
Nr 24	UK, barn	1 x 1 st	<b>610267</b>
Nr 28	UK, barn	1 x 1 st	<b>610268</b>

### Coe avtrycksskedar, partiella - GC

Förkromad och perforerad avtryckssked. Tål ej hetluftsterilisering.



Nr 30	vänster	1 x 1 st	<b>610331</b>
Nr 31	höger	1 x 1 st	<b>610332</b>
Nr 32	frammand	1 x 1 st	<b>610333</b>
Nr 33	frammand	1 x 1 st	<b>610334</b>
Nr 99	ställbar	1 x 1 st	<b>610335</b>

### Coe avtryckssked, ÖK - GC

Rostfri operererad avtryckssked.



Stor	101	1 x 1 st	<b>610360</b>
Medium/stor	103	1 x 1 st	<b>610361</b>
Medium	104	1 x 1 st	<b>610362</b>
Smal/medium	105	1 x 1 st	<b>610363</b>
Liten	107	1 x 1 st	<b>610364</b>

### Coe avtryckssked, UK - GC

Rostfri operererad avtryckssked.



Stor	120	1 x 1 st	<b>610365</b>
Medium	121	1 x 1 st	<b>610366</b>
Liten	122	1 x 1 st	<b>610367</b>

### Miratray Implant avtryckssked

- Hager & Werken

Avtryckssked för implantat i folieteknik. Korrekt avtryck med hög precision på några sekunder utan lab-kostnader. Spar tid. Inga individuella skedar som måste perforeras. Spar tid - ett patientbesök /en tid. Stadig och stabil. Kompatibel med marknadens olika avtrycksmaterial.



S1 ÖK	liten	1 x 6 st	<b>610415</b>
I1 UK	liten	1 x 6 st	<b>610416</b>
S2 ÖK	medium	1 x 6 st	<b>610417</b>
I2 UK	medium	1 x 6 st	<b>610418</b>
S3 ÖK	stor	1 x 6 st	<b>610419</b>
I3 UK	stor	1 x 6 st	<b>610420</b>



# AVTRYCK/CAD CAM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## IPS EMPRESS CAD FÖR E4D

### A-D färgskala komplett - Ivoclar Vivadent

A-D färgskala. Komplet inklusive bleach färger.



A-D färgskala (4BL/16A-D)

1 x 1 st **58157**

### IPS Empress Multi C14L - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. De polykromatiska IPS Empress CAD Multiblocken erbjuder en jämn och slät färgövergång mellan dentin och incisala områden. Blocken återger mycket estetiska och naturliga resultat, även utan karakterisering. Multiblocken har en hög färg och verklighetstrogen opacitet i cervikalområden och den önskade nivån av translucens i incisalregionen.

L står för Large, används till stora restaurationer (extra stora incisiver och molarer).




Multi BL1	C14L/5
Multi BL3	C14L/5
Multi A1	C14L/5
Multi A2	C14L/5
Multi A3	C14L/5
Multi A3,5	C14L/5
Multi B1	C14L/5

1 x 5 st	<b>57861</b>
1 x 5 st	<b>57862</b>
1 x 5 st	<b>57863</b>
1 x 5 st	<b>57864</b>
1 x 5 st	<b>57868</b>
1 x 5 st	<b>57869</b>
1 x 5 st	<b>57870</b>

### IPS Empress Multi I12 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. Multiblocken är skiktade, från HT High Translucent och en jämn övergång till Low Translucent.

I står för Inlägg, onlay mindre kronor.




Multi BL1	I12/5
Multi BL3	I12/5
Multi A1	I12/5
Multi A2	I12/5
Multi A3	I12/5
Multi A3,5	I12/5
Multi B1	I12/5

1 x 5 st	<b>57847</b>
1 x 5 st	<b>57848</b>
1 x 5 st	<b>57849</b>
1 x 5 st	<b>57850</b>
1 x 5 st	<b>57851</b>
1 x 5 st	<b>57852</b>
1 x 5 st	<b>57853</b>

### IPS Empress Multi C14 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. För normalstora kronor. Maskinen säger automatiskt till vilken storlek på block som skall väljas.

C står för Crowns (kronor).



Multi BL1	C14/5
Multi BL3	C14/5
Multi A1	C14/5
Multi A2	C14/5
Multi A3	C14/5
Multi A3,5	C14/5
Multi B1	C14/5

1 x 5 st	<b>57854</b>
1 x 5 st	<b>57855</b>
1 x 5 st	<b>57856</b>
1 x 5 st	<b>57857</b>
1 x 5 st	<b>57858</b>
1 x 5 st	<b>57859</b>
1 x 5 st	<b>57860</b>

### IPS Empress Universal Shade Incisal - Ivoclar Vivadent

#### Ivoclar Vivadent

En pasta för att göra en anatomisk restauration, och för att imitera det incisala området. Samt för att ge den incisala tredjedelen en optisk translucens och djupeffekt. Finns i Inc 1 och Inc 2, sprutor i pastaform.



Shade Incisal 1  
Shade Incisal 2

1 x 3 g **57528**  
1 x 3 g **57529**

### IPS Empress Universal Stains - Ivoclar Vivadent

#### Ivoclar Vivadent

Intensivfärger i 14 olika nyanser. De används för att efterlikna tandens naturliga egenskaper. Med tre kompletterande nyanser: grundläggande blå, grundläggande röd, och grundläggande gul, kan nyanser justeras individuellt. Sprutor i pastaform.



white  
black  
mahagon  
khaki  
range  
grey  
vanille  
crackli  
olive  
yellow  
Basic blue  
Basic yellow  
Basic red  
maroon

1 x 1 g **57514**  
1 x 1 g **57515**  
1 x 1 g **57516**  
1 x 1 g **57517**  
1 x 1 g **57518**  
1 x 1 g **57519**  
1 x 1 g **57520**  
1 x 1 g **57521**  
1 x 1 g **57522**  
1 x 1 g **57523**  
1 x 1 g **57524**  
1 x 1 g **57525**  
1 x 1 g **57526**  
1 x 1 g **57527**

# AVTRYCK/CAD CAM

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### IPS Empress Universal Shades

#### - Ivoclar Vivadent

IPS Empress Universal Shades finns i 9 A-D nyanser. De används för exakt återgivning av färgskalans A till D-nyanser. Två IPS Empress Universal Shades Incisalfärger finns även tillgängliga för att imitera den incisala kanten. Sprutor i pastaform.




Shade A-D A1	1 x 3 g	<b>57505</b>
Shade A-D A2/3/3.5	1 x 3 g	<b>57506</b>
Shade A-D A4	1 x 3 g	<b>57507</b>
Shade A-D B1	1 x 3 g	<b>57508</b>
Shade A-D B2/B3/B4	1 x 3 g	<b>57509</b>
Shade A-D C1/C2	1 x 3 g	<b>57510</b>
Shade A-D C3/C4	1 x 3 g	<b>57511</b>
Shade A-D D2/D3	1 x 3 g	<b>57512</b>
Shade A-D D4	1 x 3 g	<b>57513</b>

### IPS Empress LT C14 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. LT (low translucency). Blocken kännetecknas av hög ljusstyrka och naturtrogen chroma. Därför är de särskilt lämpliga för tillverkning av större restaurationer. Den speciellt justerade ljusstyrkan på materialet förhindrar "grånande" av fullständiga och partiella restaureringar. Blocken demonstrerar en naturlig fluorescens som matchar de olika indikationerna. Restaureringar smälter väl in i återstående tand eller bredvidliggande tänder under olika ljusförhållanden.

**C** står för Crowns (kronor).




LT A1	C14/5	1 x 5 st	<b>57838</b>
LT A2	C14/5	1 x 5 st	<b>57839</b>
LT A3	C14/5	1 x 5 st	<b>57840</b>
LT A3,5	C14/5	1 x 5 st	<b>57841</b>
LT B1	C14/5	1 x 5 st	<b>57842</b>
LT B2	C14/5	1 x 5 st	<b>57843</b>
LT B3	C14/5	1 x 5 st	<b>57844</b>
LT BL1	C14/5	1 x 5 st	<b>57834</b>
LT BL2	C14/5	1 x 5 st	<b>57835</b>
LT BL3	C14/5	1 x 5 st	<b>57836</b>
LT BL4	C14/5	1 x 5 st	<b>57837</b>
LT C2	C14/5	1 x 5 st	<b>57845</b>
LT D3	C14/5	1 x 5 st	<b>57846</b>

### IPS Empress, LT V12 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. Produkten kännetecknas av en hög naturlig färgmättnad, används därför med fördel vid stora restaurationer, eller som får plats i blocket. LT (low translucency).

**V** står för veneers (skalfasader).




LT A1	V12/5	1 x 5 st	<b>57805</b>
LT A2	V12/5	1 x 5 st	<b>57806</b>
LT A3	V12/5	1 x 5 st	<b>57807</b>

### IPS Empress, LT I10 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. Produkten kännetecknas av en hög naturlig färgmättnad, används därför med fördel vid små restaurationer, som får plats i blocket. LT (low translucency).

**I** står för inlay (Inlägg).



LT BL1	I10/5	1 x 5 st	<b>57808</b>
LT BL2	I10/5	1 x 5 st	<b>57809</b>
LT BL3	I10/5	1 x 5 st	<b>57810</b>
LT BL4	I10/5	1 x 5 st	<b>57811</b>
LT A1	I10/5	1 x 5 st	<b>57812</b>
LT A2	I10/5	1 x 5 st	<b>57813</b>
LT A3	I10/5	1 x 5 st	<b>57814</b>
LT A3,5	I10/5	1 x 5 st	<b>57815</b>
LT B1	I10/5	1 x 5 st	<b>57816</b>
LT B2	I10/5	1 x 5 st	<b>57817</b>
LT B3	I10/5	1 x 5 st	<b>57818</b>
LT C2	I10/5	1 x 5 st	<b>57819</b>
LT D3	I10/5	1 x 5 st	<b>57820</b>

### IPS Empress, LT I12 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. Produkten kännetecknas av en hög naturlig färgmättnad, används därför med fördel vid stora restaurationer eller som får plats i blocket LT (low translucency).

**I** står för Inlay (Inlägg).



LT BL1	I12/5	1 x 5 st	<b>57821</b>
LT BL2	I12/5	1 x 5 st	<b>57879</b>
LT BL3	I12/5	1 x 5 st	<b>57880</b>
LT BL4	I12/5	1 x 5 st	<b>57881</b>
LT A1	I12/5	1 x 5 st	<b>57825</b>
LT A2	I12/5	1 x 5 st	<b>57826</b>
LT A3	I12/5	1 x 5 st	<b>57827</b>
LT A3,5	I12/5	1 x 5 st	<b>57828</b>
LT B1	I12/5	1 x 5 st	<b>57829</b>
LT B2	I12/5	1 x 5 st	<b>57830</b>
LT B3	I12/5	1 x 5 st	<b>57831</b>
LT B2	I12/5	1 x 5 st	<b>57832</b>
LT D3	I12/5	1 x 5 st	<b>57833</b>

# AVTRYCK/CAD CAM

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### IPS Empress V12, HT - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. HT blocken uppvisar en högre genomskinlighet och lägre värde än LT blocken. De passar utmärkt för att tillverka inlays och onlays på grund av sin exceptionella Chameleont effekt. Materialets höga genomskinlighet och dess verklighetstroga fluorescens tillåter restaureringen att smälta in, i det närmaste perfekt, med omgivande tänder.



HT A1	V12/5	1 x 5 st	<b>57775</b>
HT A2	V12/5	1 x 5 st	<b>57776</b>
HT A3	V12/5	1 x 5 st	<b>57777</b>

### IPS Empress, HT I8 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. HT blocken uppvisar en högre genomskinlighet och lägre värde än LT blocken. De passar utmärkt för att tillverka inlays och onlays på grund av sin exceptionella Chameleont effekt. Materialets höga genomskinlighet och dess verklighetstroga fluorescens tillåter restaureringen att smälta in, i det närmaste perfekt, med omgivande tänder.



HT A1	I8/5	1 x 5 st	<b>57778</b>
HT A2	I8/5	1 x 5 st	<b>57779</b>
HT A3	I8/5	1 x 5 st	<b>57780</b>
HT A3,5	I8/5	1 x 5 st	<b>57781</b>
HT B1	I8/5	1 x 5 st	<b>57782</b>
HT B2	I8/5	1 x 5 st	<b>57783</b>
HT B3	I8/5	1 x 5 st	<b>57784</b>
HT C2	I8/5	1 x 5 st	<b>57785</b>
HT D3	I8/5	1 x 5 st	<b>57786</b>

### IPS Empress, HT I10 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. HT blocken uppvisar en högre genomskinlighet och lägre värde än LT blocken. De passar utmärkt för att tillverka inlays och onlays på grund av sin exceptionella Chameleont effekt. Materialets höga genomskinlighet och dess verklighetstroga fluorescens tillåter restaureringen att smälta in, i det närmaste perfekt, med omgivande tänder.



HT A1	I10/5	1 x 5 st	<b>57787</b>
HT A2	I10/5	1 x 5 st	<b>57788</b>
HT A3	I10/5	1 x 5 st	<b>57789</b>
HT A3,5	I10/5	1 x 5 st	<b>57790</b>
HT B1	I10/5	1 x 5 st	<b>57791</b>
HT B2	I10/5	1 x 5 st	<b>57792</b>
HT B3	I10/5	1 x 5 st	<b>57793</b>
HT C2	I10/5	1 x 5 st	<b>57794</b>
HT D3	I10/5	1 x 5 st	<b>57795</b>

### IPS Empress, HT I12 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. HT blocken uppvisar en högre genomskinlighet och lägre värde än LT blocken. De passar utmärkt för att tillverka inlays och onlays på grund av sin exceptionella Chameleont effekt. Materialets höga genomskinlighet och dess verklighetstroga fluorescens tillåter restaureringen att smälta in, i det närmaste perfekt, med omgivande tänder.



HT A1	I12/5	1 x 5 st	<b>57796</b>
HT A2	I12/5	1 x 5 st	<b>57797</b>
HT A3	I12/5	1 x 5 st	<b>57798</b>
HT A3,5	I12/5	1 x 5 st	<b>57799</b>
HT B1	I12/5	1 x 5 st	<b>57800</b>
HT B2	I12/5	1 x 5 st	<b>57801</b>
HT B3	I12/5	1 x 5 st	<b>57802</b>
HT C2	I12/5	1 x 5 st	<b>57803</b>
HT D3	I12/5	1 x 5 st	<b>57804</b>

### IPS Empress Univ Shade/Stains Kit - Ivoclar Vivadent

Kit med ett urval av de mest använda Chromascope och A-D universal-schaterings färgerna. Används vid schatering och karaktärisering av IPS Empress restaurationer. Kittet innehåller också en finkornig glaze pasta för slutfinishering.



Kit A-D		1 x 1 fp	<b>57897</b>
---------	--	----------	--------------

## Tillbehör - IPS Empress CAD





### IPS Empress Universal Glaze/Staining Liquid - Ivoclar Vivadent

Glaze glasyrpasta till alla IPS Empress CAD restaurationer. Vätskan (shade stains and glaze liquid) används för att justera konsistensen hos: IPS Empress Universal Shade, IPS Empress Universal Stains och IPS Empress Universal Glaze. Pastan är till för att skydda och täcka ytan mot infärgningar samt för att lättare hålla rent. Glasering ger en viss styrkande effekt. Och en perfekt glans.



Glaze/Staining Liquid IPS Empress Universal Glaze		1 x 15 ml	<b>57531</b> <b>57530</b>
--	--	-----------	------------------------------

# AVTRYCK/CAD CAM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR																																																																																
<p><b>IPS Object Fix Putty - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>IPS Object Fix Putty och Object Fix Flow är bränn-pastor som används till att stödja helkeramiska restaurationer under brännproceduren eller vid kristalliseringen. Pastorna stabiliserar och fixerar restaurationerna på brännbrickan. De har olika viskositet och kan därför användas på olika sätt, de är enkla att applicera och att avlägsna efter bränningen.</p>	 <p>IPS Object Fix Putty</p>	<p>1 x 10 g <b>57633</b></p>																																																																																
<p><b>IPS Object Fix Flow - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>IPS Object Fix Putty och Object Fix Flow är bränn-pastor som används till att stödja helkeramiska restaurationer under brännproceduren eller vid kristalliseringen. Pastorna stabiliserar och fixerar restaurationerna på brännbrickan. De har olika viskositet och kan därför användas på olika sätt, de är enkla att applicera och att avlägsna efter bränningen.</p>	 <p>IPS Object Fix Flow</p>	<p>1 x 10 ml <b>58117</b></p>																																																																																
<p><b>IPS Ceramic Kit Etching Gel</b> - Ivoclar Vivadent</p> <p>Används vid framställning av retentionsytor vid bondning av keramiska restaurationer.</p>	 <p>Kit: gel + pulver</p>	<p>1 x 1 fp <b>58120</b></p>																																																																																
<p><b>IPS E.MAX CAD FÖR E4D</b></p> <p><b>IPS e.max LT I12 - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>CAD för E4D. LT står för Low Translucency och har därför lågt ljusgenomsläpp. Observera att e.max överlag har högre ljusgenomsläpp än impress-blocken.</p>		<table border="0"> <tbody> <tr><td>LT BL1</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57694</b></td></tr> <tr><td>LT BL2</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57695</b></td></tr> <tr><td>LT BL3</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57696</b></td></tr> <tr><td>LT BL4</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57697</b></td></tr> <tr><td>LT A1</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57698</b></td></tr> <tr><td>LT A2</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57699</b></td></tr> <tr><td>LT A3</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57700</b></td></tr> <tr><td>LT A3.5</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57701</b></td></tr> <tr><td>LT A4</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57702</b></td></tr> <tr><td>LT B1</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57703</b></td></tr> <tr><td>LT B2</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57704</b></td></tr> <tr><td>LT B3</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57705</b></td></tr> <tr><td>LT B4</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57706</b></td></tr> <tr><td>LT C1</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57707</b></td></tr> <tr><td>LT C2</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57708</b></td></tr> <tr><td>LT C3</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57709</b></td></tr> <tr><td>LT C4</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57710</b></td></tr> <tr><td>LT D2</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57711</b></td></tr> <tr><td>LT D3</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57712</b></td></tr> <tr><td>LT D4</td><td>I12/5</td><td>1 x 5 st</td><td><b>57713</b></td></tr> </tbody> </table>	LT BL1	I12/5	1 x 5 st	<b>57694</b>	LT BL2	I12/5	1 x 5 st	<b>57695</b>	LT BL3	I12/5	1 x 5 st	<b>57696</b>	LT BL4	I12/5	1 x 5 st	<b>57697</b>	LT A1	I12/5	1 x 5 st	<b>57698</b>	LT A2	I12/5	1 x 5 st	<b>57699</b>	LT A3	I12/5	1 x 5 st	<b>57700</b>	LT A3.5	I12/5	1 x 5 st	<b>57701</b>	LT A4	I12/5	1 x 5 st	<b>57702</b>	LT B1	I12/5	1 x 5 st	<b>57703</b>	LT B2	I12/5	1 x 5 st	<b>57704</b>	LT B3	I12/5	1 x 5 st	<b>57705</b>	LT B4	I12/5	1 x 5 st	<b>57706</b>	LT C1	I12/5	1 x 5 st	<b>57707</b>	LT C2	I12/5	1 x 5 st	<b>57708</b>	LT C3	I12/5	1 x 5 st	<b>57709</b>	LT C4	I12/5	1 x 5 st	<b>57710</b>	LT D2	I12/5	1 x 5 st	<b>57711</b>	LT D3	I12/5	1 x 5 st	<b>57712</b>	LT D4	I12/5	1 x 5 st	<b>57713</b>
LT BL1	I12/5	1 x 5 st	<b>57694</b>																																																																															
LT BL2	I12/5	1 x 5 st	<b>57695</b>																																																																															
LT BL3	I12/5	1 x 5 st	<b>57696</b>																																																																															
LT BL4	I12/5	1 x 5 st	<b>57697</b>																																																																															
LT A1	I12/5	1 x 5 st	<b>57698</b>																																																																															
LT A2	I12/5	1 x 5 st	<b>57699</b>																																																																															
LT A3	I12/5	1 x 5 st	<b>57700</b>																																																																															
LT A3.5	I12/5	1 x 5 st	<b>57701</b>																																																																															
LT A4	I12/5	1 x 5 st	<b>57702</b>																																																																															
LT B1	I12/5	1 x 5 st	<b>57703</b>																																																																															
LT B2	I12/5	1 x 5 st	<b>57704</b>																																																																															
LT B3	I12/5	1 x 5 st	<b>57705</b>																																																																															
LT B4	I12/5	1 x 5 st	<b>57706</b>																																																																															
LT C1	I12/5	1 x 5 st	<b>57707</b>																																																																															
LT C2	I12/5	1 x 5 st	<b>57708</b>																																																																															
LT C3	I12/5	1 x 5 st	<b>57709</b>																																																																															
LT C4	I12/5	1 x 5 st	<b>57710</b>																																																																															
LT D2	I12/5	1 x 5 st	<b>57711</b>																																																																															
LT D3	I12/5	1 x 5 st	<b>57712</b>																																																																															
LT D4	I12/5	1 x 5 st	<b>57713</b>																																																																															

# AVTRYCK/CAD CAM

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### IPS e.max LT C14 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. LT står för Low Translucency och har därför lågt ljusgenomsläpp. Observera att e.max överlag har högre ljusgenomsläpp än empressblocken.



LT BL1	C14/5	1 x 5 st	<b>57714</b>
LT BL2	C14/5	1 x 5 st	<b>57715</b>
LT BL3	C14/5	1 x 5 st	<b>57716</b>
LT BL4	C14/5	1 x 5 st	<b>57717</b>
LT A1	C14/5	1 x 5 st	<b>57718</b>
LT A2	C14/5	1 x 5 st	<b>57719</b>
LT A3	C14/5	1 x 5 st	<b>57720</b>
LT A3,5	C14/5	1 x 5 st	<b>57721</b>
LT A4	C14/5	1 x 5 st	<b>57722</b>
LT B1	C14/5	1 x 5 st	<b>57723</b>
LT B2	C14/5	1 x 5 st	<b>57724</b>
LT B3	C14/5	1 x 5 st	<b>57725</b>
LT B4	C14/5	1 x 5 st	<b>57726</b>
LT C1	C14/5	1 x 5 st	<b>57727</b>
LT C2	C14/5	1 x 5 st	<b>57728</b>
LT C4	C14/5	1 x 5 st	<b>57730</b>
LT C3	C14/5	1 x 5 st	<b>57729</b>
LT D2	C14/5	1 x 5 st	<b>57731</b>
LT D3	C14/5	1 x 5 st	<b>57732</b>
LT D4	C14/5	1 x 5 st	<b>57733</b>

### IPS e.max HTI12 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. HT står för High Translucency och hre därför högt ljusgenomsläpp. Observera att e.max överlag har högre ljusgenomsläpp än empressblocken.



HT BL1	I12/5	1 x 5 st	<b>57734</b>
HT BL2	I12/5	1 x 5 st	<b>57735</b>
HT BL3	I12/5	1 x 5 st	<b>57736</b>
HT BL4	I12/5	1 x 5 st	<b>57737</b>
HT A1	I12/5	1 x 5 st	<b>57738</b>
HT A2	I12/5	1 x 5 st	<b>57739</b>
HT A3	I12/5	1 x 5 st	<b>57740</b>
HT A3,5	I12/5	1 x 5 st	<b>57741</b>
HT A4	I12/5	1 x 5 st	<b>57742</b>
HT B1	I12/5	1 x 5 st	<b>57743</b>
HT B2	I12/5	1 x 5 st	<b>57744</b>
HT B3	I12/5	1 x 5 st	<b>57745</b>
HT B4	I12/5	1 x 5 st	<b>57746</b>
HT C1	I12/5	1 x 5 st	<b>57747</b>
HT C2	I12/5	1 x 5 st	<b>57748</b>
HT C3	I12/5	1 x 5 st	<b>57749</b>
HT C4	I12/5	1 x 5 st	<b>57750</b>
HT D2	I12/5	1 x 5 st	<b>57751</b>
HT D3	I12/5	1 x 5 st	<b>57752</b>
HT D4	I12/5	1 x 5 st	<b>57753</b>

### IPS e.max HT C14 - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. HT står för High Translucency och hre därför högt ljusgenomsläpp. Observera att e.max överlag har högre ljusgenomsläpp än empressblocken.



HT BL1	C14/5	1 x 5 st	<b>57754</b>
HT BL2	C14/5	1 x 5 st	<b>57755</b>
HT BL3	C14/5	1 x 5 st	<b>57756</b>
HT BL4	C14/5	1 x 5 st	<b>57757</b>
HT A1	C14/5	1 x 5 st	<b>57758</b>
HT A2	C14/5	1 x 5 st	<b>57759</b>
HT A3	C14/5	1 x 5 st	<b>57760</b>
HT A3,5	C14/5	1 x 5 st	<b>57761</b>
HT B1	C14/5	1 x 5 st	<b>57763</b>
HT A4	C14/5	1 x 5 st	<b>57876</b>
HT B2	C14/5	1 x 5 st	<b>57764</b>
HT B3	C14/5	1 x 5 st	<b>57765</b>
HT B4	C14/5	1 x 5 st	<b>57766</b>
HT C1	C14/5	1 x 5 st	<b>57877</b>
HT C2	C14/5	1 x 5 st	<b>57878</b>
HT C3	C14/5	1 x 5 st	<b>57769</b>
HT C4	C14/5	1 x 5 st	<b>57770</b>
HT D2	C14/5	1 x 5 st	<b>57771</b>
HT D3	C14/5	1 x 5 st	<b>57772</b>
HT D4	C14/5	1 x 5 st	<b>57773</b>

# AVTRYCK/CAD CAM

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### IPS e-max CAD Crystall./Glaze paste - Ivoclar Vivadent

Speciell glasyr pasta, utvecklad för att användas vid anatomiska IPS e.max CAD restaurationer. Kan appliceras antingen före kristallisering på den blå kronan, eller i den efterföljande bränningsscykeln.



Crystall./Glaze paste refill

1 x 3 g

**56996**

### IPS e.max CAD E4D Basic Kit A-D - Ivoclar Vivadent

Innehåller block i tre translucenser och de tillbehör som behövs för bearbetning med E4D-systemet. Basic Kit levereras i ett materialskåp och kan kompletteras med alla andra IPS e.max Kit.



Basic Kit A-D

1 x 1 fp

**57693**

### IPS e.max Impulse - Ivoclar Vivadent

CAD för E4D. Impulseblocken finns i 5 färger - tre Value (Värde 1, 2, 3) och två Opal (Opal 1, 2) nyanser. Beroende på önskad bearbetningsteknik (infärgning eller cut-back-teknik) och patientens förutsättning så kan lämpligt block väljas. Lämpligt Value block kan väljas och en optimal anpassning till resterande tänder tack vare de olika ljushetsgraderna (ökande från 1 till 3). Med en minskande opalescens och samtidigt ökad ljusstyrka från 1 till 2, kan Opal block användas som emaljersättning.



Impulse O1

C14

1 x 5 st

**MD114580**

Impulse O2

C14

1 x 5 st

**MD114581**

Impulse V1

C14

1 x 5 st

**MD114582**

Impulse V2

C14

1 x 5 st

**MD114583**

Impulse V3

C14

1 x 5 st

**MD114584**

## Tillbehör - IPS e-max CAD

### IPS e.max Press/CAD färgskala LT

- Ivoclar Vivadent



Färgskala LT

1 x 1 st

**57442**

### IPS e.max Press/CAD färgskala HT

- Ivoclar Vivadent



Färgskala HT

1 x 1 st

**57443**

### IPS e.max CAD Crystallization Shade - Ivoclar Vivadent

Dentinfläckar i pastaform som är optimalt samordnade för IPS e.max CAD. De kan tillämpas både på okristalliserade "blå" block (före) eller efter kristalliserade restaureringar (tandfärgade).



Shade 0

1 x 3 g

**57200**

Shade 1 A1, A2, A3, A3.5

1 x 3 g

**57201**

Shade 2 B1, B2, B3, B4, D4

1 x 3 g

**57202**

Shade 3 C1, C2, C3, C4

1 x 3 g

**57203**

Shade 4 A4, D2, D3

1 x 3 g

**57204**

Shade I1

1 x 3 g

**57205**

Shade I2

1 x 3 g

**57206**

### IPS e.max CAD Crystallization Stains

- Ivoclar Vivadent

Intensivfärger i pastaform som är optimalt samordnade för att användas med IPS e.max CAD. De kan tillämpas både på okristalliserade "blå" block (före) eller efter kristalliserade restaureringar (tandfärgade).



white

1 x 1 g

**57207**

creme

1 x 1 g

**57208**

sunset

1 x 1 g

**57209**

copper

1 x 1 g

**57210**

olive

1 x 1 g

**57211**

khaki

1 x 1 g

**57212**

mahogany

1 x 1 g

**57213**

# AVTRYCK/CAD CAM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>IPS e.max CAD Crystallization Glaze Spray - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Glaseringspray som kan användas med fullanatomiska IPS e.max CAD restaurationer. Sprayas på efter IPS e.max CAD Crystall./Shades och Stains har applicerats för att sedan brännas i en kombinerad kristalliserings- och glaseringscykel.</p>	CAD Crystallization Glaze Spray	1 x 270 ml <b>57214</b>
<p><b>IPS e.max CAD Crystallization Add-On Incisal - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>För justeringar, t.ex. incisal- eller dentinområdet. Dessa justeringar kan göras direkt med Crystallization bränning eller i efterföljande korrigerande bränning.</p>	Add-On Incisal	1 x 5 g <b>57215</b>
<p><b>IPS e.max CAD Crystallization Glaze Liquid - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Utspänningsvätska som används med IPS e.max CAD Crystallization shades and stains samt IPS e.max CAD Crystallization Glaze Paste.</p>	Glaze Liquid	1 x 15 ml <b>57216</b>
<p><b>IPS e.max CAD Crystallization Add-On Allround Liquid - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>För kontaktrycks-korrigeringar. Kan användas både under kristalliseringen eller i en bränningscykel.</p>	Add-On Allround Liquid	1 x 15 ml <b>57217</b>
<p><b>IPS e.max CAD Crystallization Tray - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Brännplatta av kiselnitrid för att kristallisera IPS e.max CAD-restaurationer. Pinnarna behövs för fullanatomiska restaurationer.</p>	<p>Brännplatta 1 st, kristalliseringspinnar 9 st</p> <p>Kristalliseringspinnar refill, S/M/L</p>	<p>1 x 1 st <b>57218</b></p> <p>3 x 6 st <b>57219</b></p>





## SNABBINDEX

<b>Hårdmetallborr, preparation .....</b>	<b>56</b>
Jet borr.....	56
SS White.....	57
SS White Great White Ultra .....	59
Kerr fissurborr / Kerr amalgamborr.....	61
Meisinger .....	61
<b>Hårdmetallborr, avverkning/separering .....</b>	<b>64</b>
Diatech Speedster.....	64
SS White Great White Gold .....	64
Tri Hawk engångsborr .....	65
<b>Hårdmetallborr/Finirborr, konturering/finishing .....</b>	<b>66</b>
SS White 12/30-bladiga .....	66
Kerr Beaver 12/30-bladiga .....	67
<b>Hårdmetallborr – Specialborr.....</b>	<b>68</b>
SS White Safe End.....	68
Zekrya borr .....	70
SS White Fissurotomy.....	70
SS White Endoguide.....	70
<b>Hårdmetallborr – kirurgiska borr, trepaneringsborr .....</b>	<b>71</b>
<b>Hårdmetallborr – ortodontiborr, benfräsare .....</b>	<b>71</b>
<b>Stålborr, stålfräsare.....</b>	<b>72</b>
<b>Specialborr i annat material.....</b>	<b>75</b>
<b>Tillbehör .....</b>	<b>76</b>

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING


ART.NR

## HÅRDMETALLBORR - PREPARATION

### Jet hårdmetallbör

#### Jet Rundbör - Axis/SybronEndo

Rundbör av hårdmetall. För FG eller VST.



FG:

1/4

1/2

1

2

3

4

5

6

7

8

VST:

1

2

3

4

5

6

8

1 x 5 st **441900**

1 x 5 st **441901**

1 x 5 st **441902**

1 x 5 st **441903**

1 x 5 st **441904**

1 x 5 st **441905**

1 x 5 st **441906**

1 x 5 st **441907**


1 x 5 st **441908**

1 x 5 st **441909**

#### Jet rak fissur med plan topp

- Axis/SybronEndo

Rak fissur med flan topp. Hårdmetall. För FG.



FG:

56

57

57L

58

1 x 5 st **441930**

1 x 5 st **441931**


1 x 5 st **441932**

1 x 5 st **441933**

#### Jet rak, tvärhuggen fissur, plan topp

- Axis/SybronEndo

Rak, tvärhuggen fissur med plan topp. Hårdmetall. För FG eller VST.



FG:

566

557

557L

558

559

VST:

557

558

1 x 5 st **441935**

1 x 5 st **441937**

1 x 5 st **441938**

1 x 5 st **441939**

1 x 5 st **441940**


1 x 5 st **441946**

1 x 5 st **441947**

#### Jet rak fissur, rundad topp

- Axis/SybronEndo

Rak fissur med rundad topp. Hårdmetall. För FG.



FG:

1156

1157

1158

1 x 5 st **441950**

1 x 5 st **441951**

1 x 5 st **441952**

#### Jet rak, tvärhuggen fissur, rundad topp

- Axis/SybronEndo

Rak, tvärhuggen fissur med rundad topp. Hårdmetall. För FG.



FG:

1556

1557

1558

1 x 5 st **441955**

1 x 5 st **441956**

1 x 5 st **441957**

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Jet konisk fissur, rundad topp

- Axis/SybronEndo

Konisk fissur med rundad topp. Hårdmetall. För FG eller VST.



**FG:**

1170

1171

**VST:**

1171

1172

1 x 5 st **441961**


1 x 5 st **441962**

1 x 5 st **441965**


1 x 5 st **441966**

## SS White preparasjonsborr

Hårdmetallbör. Rostfritt stålskaft och Tungsten-Carbide-huvud. USA nr anger form. ISO storlekar samt fattning anges på varje borr.




## Rundbör




ISO 005	Nr 1/4	FG	1 x 10 st	<b>441300</b>
ISO 006	Nr 1/2	FG	1 x 10 st	<b>441301</b>
ISO 008	Nr 1	FG	1 x 10 st	<b>441302</b>
ISO 010	Nr 2	FG	1 x 10 st	<b>441303</b>
ISO 010	Nr 2	VST	1 x 10 st	<b>441601</b>
ISO 012	Nr 3	FG	1 x 10 st	<b>441299</b>
ISO 012	Nr 3	VST	1 x 10 st	<b>441602</b>
ISO 014	Nr 4	FG	1 x 10 st	<b>441304</b>
ISO 014	Nr 4	VST	1 x 10 st	<b>441603</b>
ISO 016	Nr 5	FG	1 x 10 st	<b>441311</b>
ISO 016	Nr 5	VST	1 x 10 st	<b>441604</b>
ISO 018	Nr 6	FG	1 x 10 st	<b>441305</b>
ISO 018	Nr 6	VST	1 x 10 st	<b>441605</b>
ISO 018	Nr 6	HST	1 x 10 st	<b>441635</b>
ISO 021	Nr 7	VST	1 x 10 st	<b>441606</b>
ISO 021	Nr 7	HST	1 x 10 st	<b>441636</b>
ISO 023	Nr 8	FG	1 x 10 st	<b>441306</b>
ISO 023	Nr 8	VST	1 x 10 st	<b>441607</b>
ISO 023	Nr 8	HST	1 x 10 st	<b>441637</b>

## Rundbör med kort skaft



ISO 010	Nr 2S	FG	1 x 10 st	<b>441661</b>
ISO 014	Nr 4S	FG	1 x 10 st	<b>441662</b>

## Rund med förlängt skaft



ISO 010	Nr 2	FG	1 x 10 st	<b>441349</b>
ISO 010	Nr 2	VST	1 x 10 st	<b>441360</b>
ISO 014	Nr 4	FG	1 x 10 st	<b>441350</b>
ISO 014	Nr 4	VST	1 x 10 st	<b>441361</b>
ISO 018	Nr 6	FG	1 x 10 st	<b>441351</b>
ISO 018	Nr 6	VST	1 x 10 st	<b>441362</b>
ISO 023	Nr 8	FG	1 x 10 st	<b>441352</b>
ISO 023	Nr 8	VST	1 x 10 st	<b>441363</b>

## Päronformad



ISO 008	Nr 330	FG	1 x 10 st	<b>441340</b>
ISO 010	Nr 331	FG	1 x 10 st	<b>441341</b>
ISO 014	Nr 4P	FG	1 x 10 st	<b>441339</b>

# PREPARATIONSBORR



## Rundborr

SS Whites mindre storlekar av rundborr är uppskattade vid preparation av konservativa kaviteter med en yta. Storleken medium kan med fördel användas till interproximala anteriora kaviteter (klass III). Ett ytterligare användningsområde är rotbehandling, då borret ger en förbättrad tillgänglighet till både anteriora och posteriora rotkanaler.



## Päronformade bor

En form som används till konservativa preparationer av medelstora ocklusala kaviteter, men även vid interproximala kaviteter (klass III) i anteriora tänder. SS Whites borrrer ger dessutom vid preparation av premolarer och molarer avrundade interna vinklar, och ocklusalt konvergerande sidoväggar.



## Omvänt koniska bor

Används primärt för att skapa underskär vid övergången mellan pulpabotten och de laterala väggar ocklusalt (klass I), samt vid cervikala (klass V) kaviteter. Används också till att göra ocklusala lås i form av underskär i klass II kaviteter. Omvänt koniska borrrer är dessutom utmärkta vid utplaning av pulpa och cervikala väggar. Spetsen på SS Whites omvänt koniska borrrer har svagt avrundade hörn som ger ett extra skydd mot "chipping", vilket följer normen för adhesiv teknik



## Raka borrrer med platt spets och plana fissurer

En form som med fördel används då raka parallella sidor och en plan botten önskas. Andra indikationer: skapar en initial yttre form, ger en ökad tillgänglighet till kariöst dentin, och förenklar preparationen av laterala väggar.



## Raka planande borrrer med tvärskärande (crosscut) fissurer

Ett mer avverkande borrrer som används för att göra raka, parallella sidor och en plan botten. Andra indikationer: skapar en initial yttre form, ger en ökad tillgänglighet till kariöst dentin, och förenklar preparationen av laterala väggar.



## Taper (konisk) med plan spets och släta fissurer

















Används för att åstadkomma koniska kavitetväggar vid inlay- och onlaypreparationer, samt för guld, keramik och kompositrestaurationer. Detta koniska fissurborrrer skär exakt och med en lätt divergens, och undviker därmed underskär.



## Rakt borrrer med rund spets och tvärskärande (crosscut) fissurer

Kombinationen av en rund spets och raka fissurer utesluter onödigt borrrbyte för två separata emaljpreparationer, dels för att penetrera emalj och dels för att preparera sidoväggar. Ett idealiskt borrrer för preparation av minimala ocklusala fissurkaviteter (klass I) i premolarer och molarer. En ytterligare fördel är spetsens form som ger avrundade interna vinklar och en ökad utjämning av tuggkraften.

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING		FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Amalgamborr</b>		ISO 008 Nr 245 FG	1 x 10 st <b>441711</b>
		ISO 012 Nr 246 FG	1 x 10 st <b>441712</b>
		ISO 008 Nr 256 FG	1 x 10 st <b>441713</b>
		ISO 012 Nr 271 FG	1 x 10 st <b>441715</b>
<b>Rak, tvärhuggen fissur med plan topp</b>		ISO 008 Nr 556 FG	1 x 10 st <b>441314</b>
		ISO 010 Nr 557 FG	1 x 10 st <b>441315</b>
		ISO 010 Nr 557 HST	1 x 10 st <b>441647</b>
		ISO 012 Nr 558 FG	1 x 10 st <b>441316</b>
		ISO 012 Nr 558 VST	1 x 10 st <b>441618</b>
		ISO 012 Nr 558 HST	1 x 10 st <b>441648</b>
		ISO 014 Nr 559 FG	1 x 10 st <b>441686</b>
		ISO 014 Nr 559 HST	1 x 10 st <b>441649</b>
		ISO 016 Nr 560 VST	1 x 10 st <b>441620</b>
		ISO 016 Nr 560 HST	1 x 10 st <b>441650</b>
<b>Rak tvärhuggen fissur med plan topp, förlängt skaft</b>		ISO 010 Nr 557 VST	1 x 10 st <b>441364</b>
		ISO 012 Nr 558 FG	1 x 10 st <b>441354</b>
		ISO 012 Nr 558 VST	1 x 10 st <b>441365</b>
<b>Rak fissur med rundad topp</b> S= kort skaft		ISO 008 Nr 1156 FG	1 x 10 st <b>441330</b>
		ISO 010 Nr 1157 FG	1 x 10 st <b>441331</b>
		ISO 010 Nr 1157S FG	1 x 10 st <b>441707</b>
		ISO 012 Nr 1158 FG	1 x 10 st <b>441332</b>
<b>Rak tvärhuggen fissur med rundad topp</b> L= förlängt skaft		ISO 010 Nr 1557 FG	1 x 10 st <b>441333</b>
		ISO 010 Nr 1557L FG	1 x 10 st <b>441355</b>
		ISO 012 Nr 1558 FG	1 x 10 st <b>441334</b>


## SS White Great White Ultra - Med tandade fissurer - Guldfärgade

### Great White Ultra - SS White

Tandade hårdmetallbör för kron- och bropreparationer. Ett alternativ till diamant, med snabbare och effektivare avverkning samt längre livslängd. FG-fattning.

Kit med totalt 11 st utvalda borr i ett autoklaverbart ställ:

- 2 st GWU 856-016, konisk med rundad topp.
- 2 st GWU 856-018, konisk med rundad topp.
- 2 st GWU 856-020, konisk med rundad topp.
- 1 st GWU 379-023, äggform.
- 2 st GWU 847-016, konisk med avhuggen topp.
- 2 st GWU 847-018, konisk med avhuggen topp.



Kit

1 x 11 st **441754**

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING


FÖRPACKNING

ART.NR

## GWU 856 Konisk med rundad topp

- SS White

För Kron- & Bro preparationer, chamfer. FG-fattning.



### GWU 856:

ISO 016  
ISO 018  
ISO 020  
ISO 023

1 x 5 st **441755**  
1 x 5 st **441756**  
1 x 5 st **441757**  
1 x 5 st **441768**

## GWU 379, Äggformad

- SS White

För preparation av Ocklusal/Lingualytor. FG-fattning.



### GWU 379:


ISO 023

1 x 5 st **441760**

## GWU 847, Konisk med plan topp

- SS White

För skulderpreparationer. FG-fattning.



### GWU 847:

ISO 016  
ISO 018  
ISO 020

1 x 5 st **441761**  
1 x 5 st **441762**  
1 x 5 st **441763**

## GWU 855, Konisk med rundad topp

- SS White

För kron- och bropreparationer, chamfer. FG-fattning.



### GWU 855:


ISO 025

1 x 5 st **441766**

## GWU 845, Konisk med plan topp

- SS White

För Inlay & Onlay preparationer. FG-fattning.

































### GWU 845:

ISO 016  
ISO 018  
ISO 025

1 x 5 st **441770**  
1 x 5 st **441771**  
1 x 5 st **441772**

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Kerr Fissurborr</b>		
<b>Fissurborr - Axis/SybronEndo</b> Hårdmetallborr, extra fintandade, guldfärgade. För FG.	1931/ päron	ISO 010 1 x 5 st <b>441851</b>
 1970	1970/ taper	ISO 010 1 x 5 st <b>441853</b>
 1958	1958/rundad rak	ISO 012 1 x 5 st <b>441859</b>
 1958L	1958L/ rundad rak, lång	ISO 012 1 x 5 st <b>441860</b>
 2057	2057/rak	ISO 010 1 x 5 st <b>441861</b>
<b>Kerr Amalgamborr</b>		
<b>Amalgamborr - Axis/SybronEndo</b> Hårdmetallborr, päronformad. För FG. L=lång	330	ISO 008 1 x 5 st <b>441980</b>
 331	331	ISO 010 1 x 5 st <b>441981</b>
 332	331 L	ISO 010 1 x 5 st <b>441982</b>
 331L	332	ISO 012 1 x 5 st <b>441983</b>
 332L	332 L	ISO 012 1 x 5 st <b>441984</b>
 333L	333 L	ISO 014 1 x 5 st <b>441985</b>
<b>Meisinger - preparasjonsborr</b>		
<b>HM 1 - Hager &amp; Meisinger</b> Rund hårdmetallborr för FG.	*ISO 006	1 x 5 st <b>442021</b>
 006	ISO 008	1 x 5 st <b>442023</b>
 008	ISO 009	1 x 5 st <b>442024</b>
 010	ISO 010	1 x 5 st <b>442025</b>
 012	ISO 012	1 x 5 st <b>442026</b>
 014	ISO 014	1 x 5 st <b>442027</b>
 016	ISO 016	1 x 5 st <b>442028</b>
 018	ISO 018	1 x 5 st <b>442029</b>
 021	ISO 021	1 x 5 st <b>442030</b>
 023	ISO 023	1 x 5 st <b>442031</b>
<b>HM 1 XL - Hager &amp; Meisinger</b> Rund hårdmetallborr med förlängt skaft, 25 mm, för FG.	ISO 010	1 x 5 st <b>442017</b>
 010	ISO 014	1 x 5 st <b>442018</b>
 014	ISO 018	1 x 5 st <b>442019</b>
 018		
<b>HM 1 - Hager &amp; Meisinger</b> Rund hårdmetallborr för VST.	ISO 006	1 x 5 st <b>442034</b>
 006	ISO 008	1 x 5 st <b>442036</b>
 008	ISO 009	1 x 5 st <b>442037</b>
 009	ISO 010	1 x 5 st <b>442038</b>
 010	ISO 012	1 x 5 st <b>442039</b>
 012	ISO 014	1 x 5 st <b>442040</b>
 016	ISO 016	1 x 5 st <b>442041</b>
 018	ISO 018	1 x 5 st <b>442042</b>
 021	ISO 021	1 x 5 st <b>442043</b>
 023	ISO 023	1 x 5 st <b>442044</b>

# BORR


## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### HM 1 - Hager & Meisinger

Rund hårdmetallborr för HST.




ISO 006  
ISO 007  
ISO 008  
ISO 009  
ISO 010  
ISO 012  
ISO 014  
ISO 016  
ISO 018  
ISO 021  
ISO 023  
ISO 027

1 x 5 st **442047**  
1 x 5 st **442048**  
1 x 5 st **442049**  
1 x 5 st **442050**  
1 x 5 st **442051**  
1 x 5 st **442052**  
1 x 5 st **442053**  
1 x 5 st **442054**  
1 x 5 st **442055**  
1 x 5 st **442056**  
1 x 5 st **442057**  
1 x 5 st **442058**

### HM 1 S - Hager & Meisinger

Rund hårdmetallborr med förlängt skaft, 26 mm, för VST.




ISO 010  
ISO 014  
ISO 018  
ISO 023

1 x 5 st **442060**  
1 x 5 st **442061**  
1 x 5 st **442062**  
1 x 5 st **442063**

### HM 21 - Hager & Meisinger

Rak fissurborr med plan topp för FG.




ISO 008  
ISO 009  
ISO 010  
ISO 012  
ISO 014

1 x 5 st **442100**  
1 x 5 st **442101**  
1 x 5 st **442102**  
1 x 5 st **442103**  
1 x 5 st **442104**

### HM 21 - Hager & Meisinger

Rak fissurborr med plan topp för HST.



ISO 008  
ISO 010  
ISO 012  
ISO 014  
ISO 016  
ISO 018

1 x 5 st **442110**  
1 x 5 st **442111**  
1 x 5 st **442112**  
1 x 5 st **442113**  
1 x 5 st **442114**  
1 x 5 st **442115**

### HM 21 R - Hager & Meisinger

Rak fissurborr med rundad topp, för FG.



ISO 009  
ISO 010

1 x 5 st **442117**  
1 x 5 st **442118**

### HM 21 RX - Hager & Meisinger

Rak fissurborr med rundad topp och korsande skåror, för FG.



ISO 010  
ISO 012

1 x 5 st **442120**  
1 x 5 st **442121**



# BORR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>HM 21 RX - Hager &amp; Meisinger</b> Rak fissurborr med rundad topp och korsande skåror, för HST.</p>	ISO 012	1 x 5 st <b>442122</b>
		
<p><b>HM 23 RX - Hager &amp; Meisinger</b> Konisk fissur med rundad topp och korsande skåror för FG.</p>	ISO 012	1 x 5 st <b>442125</b>
		
<p><b>HM 31 - Hager &amp; Meisinger</b> Tvärhuggen rak fissur för FG.</p>	ISO 008 ISO 010 ISO 012	1 x 5 st <b>442127</b> 1 x 5 st <b>442129</b> 1 x 5 st <b>442130</b>
		
<p><b>HM 31 - Hager &amp; Meisinger</b> Tvärhuggen rak fissur för VST.</p>	ISO 010 ISO 012 ISO 014	1 x 5 st <b>442105</b> 1 x 5 st <b>442106</b> 1 x 5 st <b>442139</b>
		
<p><b>HM 31 - Hager &amp; Meisinger</b> Tvärhuggen rak fissur för HST.</p>	ISO 010 ISO 014 ISO 016	1 x 5 st <b>442141</b> 1 x 5 st <b>442143</b> 1 x 5 st <b>442144</b>
		
<p><b>HM 2 - Hager &amp; Meisinger</b> Omvänd konisk för VST.</p>	ISO 012 ISO 014	1 x 5 st <b>442081</b> 1 x 5 st <b>442082</b>
		

## HÅRDMETALLBORR - AVVERKNING, SEPARERING. ALTERNATIV TILL DIAMANTER

### Diatech Speedster

#### Diatech Speedster

- *Coltène Whaledent*

Tandade hårdmetallborr. Avlägsnar porslin, guld, metall och amalgam. Speedster är gjord i ett stycke vilket gör att det är en mindre risk för fraktur samt att man får en mycket koncentrisk rörelse vilket eliminerar vibrationer. Speedster är tillverkat i ett mycket hårt medicinskt stål och skär aggressivt med hög avverkning vilket innebär att behandlingen går snabbare.

Ett alternativ till diamant, med snabb och effektiv avverkning samt längre livslängd än diamanter. För FG.



S2	010
S3	010
S4	010
S5	010
S5	012

1 x 5 st	<b>65513</b>
1 x 5 st	<b>65510</b>
1 x 5 st	<b>65514</b>
1 x 5 st	<b>65512</b>
1 x 5 st	<b>65511</b>

### SS White Great White Gold - med tandade fissurer (FG) - guldfärgade

Guldpläterade specialborr för högeffektiv avverkning och preparation. Lätta att känna igen på förgyllningen. Mikroräfflor. FG.

Separera kronor och broar? Ta bort gamla amalgamfyllningar?

GW borsten skär mycket effektivt i guld, amalgam och porslin etc.

Används med fördel tillsammans med uppväxlat lågvarvsvinkelstycke (rött eller orange). Rekommenderat varvtal: 60.000–160.000 v/min.



#### GW Kort rak fissur - SS White

Med rundad topp och kort arbetsdel. FG-fattning. S=kort skaft



GW 1	010
GW 1S	010

1 x 10 st	<b>441721</b>
1 x 10 st	<b>441740</b>

#### GW Lång rak fissur - SS White

Med rundad topp. Lång arbetsdel. FG-fattning. S=kort skaft




GW 2	012
GW 2S	012

1 x 10 st	<b>441722</b>
1 x 10 st	<b>441741</b>

#### GW Rund - SS White







Rund. FG-fattning. L=förlängd skaft.



GW 2R	010
GW 4R	014
GW 6R	018
GW 6RSL	018
GW 8R	023

1 x 10 st	<b>441728</b>
1 x 10 st	<b>441726</b>
1 x 10 st	<b>441727</b>
1 x 10 st	<b>441744</b>
1 x 10 st	<b>441736</b>

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<b>GW Päron - SS White</b> Päronformad borrh. FG-fattning. S=kort skaft.	GW 330	008	1 x 10 st <b>441724</b>
	GW 2P	010	1 x 10 st <b>441745</b>
			
<b>GW Omvänd konisk - SS White</b> Omvänd konisk form. FG-fattning.	GW 35	010	1 x 10 st <b>441732</b>
	GW 37	014	1 x 10 st <b>441734</b>
			
<b>GW Tvärhuggen rak fissur - SS White</b> Tvärhuggen rak fissur. FG-fattning. SL=förlängt skaft S=kort skaft	GW 556	008	1 x 10 st <b>441731</b>
	GW 557	010	1 x 10 st <b>441723</b>
	GW 557SL	010	1 x 10 st <b>441743</b>
	GW 557S	010	1 x 10 st <b>441738</b>
	GW 1557	010	1 x 10 st <b>441725</b>
	GW 558	012	1 x 10 st <b>441730</b>
			
<b>GW Konisk fissur - SS White</b> Konisk fissur. FG-fattning.	GW 701	012	1 x 10 st <b>441733</b>
	GW 702	016	1 x 10 st <b>441742</b>
			
<b>GW Amalgamborr - SS White</b> Rak tvärhuggen fissur med rundad topp. Päronformad. FG-fattning.	GW 245	009	1 x 10 st <b>441729</b>
			
<b>Tri Hawk engångsborr</b>			
<b>Tri Hawk Talon 12 - Tri Hawk</b> Sexbladigt engångsborr av hårdmetall. Tillverkad i matt, svart stål som ger en bra kontrast mot emaljen utan störande reflexer. Helt krom- och nickelfri. T12 regular 19.5 mm eller T12 Surgical 25 mm. Skär vertikalt och horisontalt, lika effektivt i emalj, porslin och alla sorters metall inklusive titan och cobolt crom. Förpackade ett och ett i blisterförpackning, levereras i rulle.	T12SU Surgical	FG	1 x 25 st <b>441011</b>
	T12 Classic, Regular	FG	1 x 25 st <b>441002</b>
	T12 Classic, Regular	FG	1 x 100 st <b>441003</b>
			

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## HÅRDMETALLBORR/FINIRBORR FÖR KONTURERING OCH FINISHERING

### SSW 12 & 30-bladiga finirborr - guldfärgade

#### 12- och 30-bladiga finirborr - SS White

Hårdmetall. För konturering och finishering, 12 och 30-bladiga. FG-fattning.

Modell Bullet. Patronformad



012 12-bladig Nr 7803  
012 30-bladig Nr 9803

1 x 10 st **441103**  
1 x 10 st **441135**

Nålformad.



009 12-blad Nr 7901  
010 12-blad Nr 7902  
012 30-blad Nr 9903  
014 30-blad Nr 9904

1 x 10 st **441104**  
1 x 10 st **441105**  
1 x 10 st **441136**  
1 x 10 st **441137**

Flamformad.



014 12-blad Nr 7104

1 x 10 st **441106**


Konformad.



016 12-blad Nr 7205

1 x 10 st **441107**

Äggformad.



018 12-blad Nr 7406  
018 30-blad Nr 9406  
023 12-blad Nr 7408  
023 12-blad Nr 7379

1 x 10 st **441108**  
1 x 10 st **441138**  
1 x 10 st **441102**  
1 x 10 st **441114**

Taper. Konisk.  
Extra lång.



010 12-blad Nr 7642  
010 30-blad Nr 9642

1 x 10 st **441109**  
1 x 10 st **441139**

Rundborr.



018 12-blad Nr 7006  
018 30-blad Nr 9006  
023 30-blad Nr 9008  
027 12-blad Nr 7009

1 x 10 st **441096**  
1 x 10 st **441133**  
1 x 10 st **441134**  
1 x 10 st **441098**

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
Lång, spetsig, konisk.	010 12-blad CFT-2	1 x 10 st <b>441111</b>
	014 12-blad CFT-3	1 x 10 st <b>441112</b>



## Kerr Beaver Jet 12 & 30-bladiga finirborr - guldfärgade

### Jet 12 bladiga finirer, guld - Kerr

S k Kerr Beavers Jet Burs. För konturering och finishering av kompositmaterial, amalgam, guld, dentin och emalj.

Rund, FG och VST.



ISO 014, 7004	FG	1 x 5 st <b>441802</b>
ISO 018, 7006	FG	1 x 5 st <b>441803</b>
ISO 023, 7008	FG	1 x 5 st <b>441804</b>
ISO 027, 7009	FG	1 x 5 st <b>441805</b>
ISO 018, 7006	VST	1 x 5 st <b>441808</b>

Taper Short Trimming & Finishing, FG.



ISO 009, 7114	FG	1 x 5 st <b>441825</b>
---------------	----	------------------------

Tapered Trimming, FG.



ISO 010, 7214	FG	1 x 5 st <b>441828</b>
---------------	----	------------------------

Äggformad, för FG.



ISO 014, 7404	FG	1 x 5 st <b>441810</b>
ISO 018, 7406	FG	1 x 5 st <b>441811</b>
ISO 023, 7408	FG	1 x 5 st <b>441812</b>

Patronformad, FG.



ISO 009, 7801	FG	1 x 5 st <b>441815</b>
ISO 010, 7802	FG	1 x 5 st <b>441816</b>
ISO 012, 7803	FG	1 x 5 st <b>441817</b>

Nålformad, FG.



ISO 009, 7901	FG	1 x 5 st <b>441820</b>
ISO 010, 7902	FG	1 x 5 st <b>441821</b>
ISO 012, 7903	FG	1 x 5 st <b>441822</b>

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
Lång spets, FG.	ISO 014, 7714	FG 1 x 5 st <b>441829</b>
<b>Jet 30 bladiga finirer, guld - Kerr</b> S k Kerr Beavers Jet Burs. Ger extra fin yta på komposit, guld och naturlig tandsubstans. Kolstål. Rund, för FG.	ISO 014, 9004 ISO 018, 9006 ISO 023, 9008	FG 5 st <b>441830</b> FG 5 st <b>441831</b> FG 5 st <b>441832</b>
Äggformad, för FG.	ISO 018, 9406	FG 1 x 5 st <b>441833</b>
Patronformad, för FG.	ISO 012, 9803	FG 1 x 5 st <b>441834</b>
Nålformad, för FG.	ISO 012, 9903 ISO 014, 9904	FG 1 x 5 st <b>441835</b> FG 1 x 5 st <b>441836</b>

## HÅRDMETALLBORR - SPECIALBORR

### SS White Safe End

#### Safe End - SS White

Specialborr i hårdmetall, med en icke skärande spets och en design för att trimma och finishera subgingivala restaurationer, utan att förstöra subgingival randen eller mjukvävnaden. Tillverkade i ett enda stycke utan svets skarvar, vilket ger en perfekt koncentrisk rörelse. Formad att utföra en profil identisk med en naturlig tand.

FG-fattning. Arbetsdel i millimeter.



#### 10-bladiga:

SE3-10	3 mm	1 x 5 st	<b>441150</b>
SE4-10	4 mm	1 x 5 st	<b>441151</b>
SE6-10	6 mm	1 x 5 st	<b>441152</b>
SE8-10	8 mm	1 x 5 st	<b>441153</b>
SE9-10	9 mm	1 x 5 st	<b>441154</b>

20-bladiga borr utan skärande spets - för profilering, trimning och finishering av subgingivala restaurationer.

FG-fattning. Arbetsdel i millimeter.



#### 20-bladiga:

SE3-20	3 mm	1 x 5 st	<b>441160</b>
SE4-20	4 mm	1 x 5 st	<b>441161</b>
SE6-20	6 mm	1 x 5 st	<b>441162</b>
SE8-20	8 mm	1 x 5 st	<b>441163</b>
SE9-20	9 mm	1 x 5 st	<b>441164</b>

# Allt som behövs för kavitetsbehandling...



COMFORTABLE  
CAVITY PREP™

Två helt unika SS White designade borrar som gör kariesupptäckt och kariespreparering mindre invasiv och behandlingen mindre obehaglig jämfört med användning av traditionella hårdmetallbollar.

**FISSUROTOMY**  
CONSERVATIVE PREPARATION & EXPLORATION BURS

**SMARTBURS II**  
CONSERVATIVE DECAY REMOVAL INSTRUMENTS

Med hjälp av denna bedövningsfria teknologi blir en kavitetspreparering något som patienten bara ler åt. Smart Burs II är exklusivt designad för att möjliggöra en mindre invasiv och mer komfortabel preparation jämfört med de konventionella behandlingarna.



- Blixtnabb borttagning av fyllningar
- Snabb återkomst till rotkanalen
- Snabb separering av kronor

**CB** CARBIDE  
BURS

**JAZZ**  
POLISHERS



simply better dentistry™

**SS WHITE**

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Specialborr för rotseparering

### Orbis Zekrya borr

Specialborr för rotseparation. Extra lång konisk. Huvudet är 008, men blir större uppåt pga konicitet. För FG.



FG 23 mm  
FG 28 mm

1 x 5 st **MD127274**  
1 x 5 st **MD127275**

### Zekrya borr - Maillefer

Specialborr för rotseparation. Extra lång konisk enl. Dr Zekrya. Huvudet är 008 men blir större uppåt pga konicitet. Nr 151 för FG eller VST-fattning.



151 FG-fattning 23 mm  
151 VST-fattning 26 mm  
151 FG-fattning 28 mm

1 x 5 st **442001**  
1 x 5 st **442002**  
1 x 5 st **442003**

## SS White Fissurotomy

Unikt designat fissurborr som bevarar frisk tandsubstans samtidigt som kariesinspektion görs.

### Fissurotomy - SS White

Fissurborr. Unik design på borr för att bevara frisk tandsubstans samtidigt som direkt inspektion möjliggörs vid misstänkt fissurkaries. Bladens design minimerar vibrationer och värmealstring vilket minskar behov av anestesi.



#### Original, Modell 18010/18011

ISO 011, Standard 1 x 10 st **441718**  
ISO 011, Kort modell 1 x 10 st **441719**

#### Micro NTF, Modell 18014/18016

ISO 007, Standard 1 x 10 st **441700**  
ISO 007, Kort modell 1 x 10 st **441701**

#### Micro STF, Modell 18013/18015

ISO 006, Standard 1 x 10 st **441702**

FG-fattning.

## SS White Endoguide

Skapar åtkomst till rotkanalen på ett miniinvasivt sätt.

### EndoGuide - SS White

Koniska endodonti borr. Förenklar och förbättrar tillgängligheten till rotkanalen inför rensning. Spetsen på ett koniskt borr är finare och effektivare jämfört med ett rundborr vid rotkanal sökning.



EG1 VST 1 x 5 st **MD125483**  
EG1A FG 1 x 5 st **MD125484**  
EG2 VST 1 x 5 st **MD125485**  
EG3 FG 1 x 5 st **MD125486**  
EG4 FG 1 x 5 st **MD125487**  
EG5 VST 1 x 5 st **MD125488**  
EG6 VST 1 x 5 st **MD125489**  
EG7 VST 1 x 5 st **MD125490**



# BORR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING


ART.NR

## HÅRDMETALLBORR - KIRURGISKA BORR

### Kirurgiska borrar

#### HM1 kirurgiska borrar - Hager & Meisinger

Förlängda rundborr. VST-fattning.




ISO 010  
ISO 014  
ISO 018  
ISO 023

1 x 5 st **442060**  
1 x 5 st **442061**  
1 x 5 st **442062**  
1 x 5 st **442063**

#### HM 41 Allport - Hager & Meisinger

Kirurgiska hårdmetallborr, 6-bladiga rundborr, för HST.



ISO 023  
ISO 025  
ISO 027  
ISO 031  
ISO 035  
ISO 040  
ISO 045

1 x 2 st **442070**  
1 x 2 st **442071**  
1 x 2 st **442072**  
1 x 2 st **442073**  
1 x 2 st **442074**  
1 x 2 st **442075**  
1 x 2 st **442076**

### Trepaneringsborr

#### Kirurgiborr Trepine Basic Kit

- Hager & Meisinger

Trepaneringsborr med täta storleksintervaller: 020 - 040 - 060 - 070 - 090 - 110. Specialdesignade för att enkelt och effektivt framställa cylindriska benpluggar, samt för att fjärma definierbara bensektioner. VST-fattning.



Basic Kit 7120


6 x 1 st **442089**

#### Kirurgiborr Trepine 229 - Hager & Meisinger

- Hager & Meisinger

Trepaneringsborr för att framställa benpluggar och för att fjärma definierbara bensektioner. Längd/djup: 10 mm. VST-fattning.

Yttre diameter i millimeter, se till höger.



3 mm 229/020 W  
4 mm 229/030 W  
4,5 mm 229/035 W  
5 mm 229/040 W  
7 mm 229/060 W


1 x 1 st **442090**  
1 x 1 st **442092**  
1 x 1 st **442093**  
1 x 1 st **442094**  
1 x 1 st **442098**

## HÅRDMETALLBORR - ORTODONTIBORR

#### Ortodontiborr

Hårdmetallborr med 6 blad.

VST-fattning.



#### Konisk fissur:

ISO 012, Soft  
ISO 012, Hard  
ISO 016, Soft

1 x 6 st **430400**  
1 x 10 st **441090**  
1 x 6 st **430401**

#### Rund:

ISO 018, Rund, lingual

1 x 2 st **430402**

#### Äggform:

ISO 018, Äggform, lingual


1 x 2 st **430403**

## HÅRDMETALLBORR - BENFRÄSARE

#### Benfräsare - Busch

Hårdmetallborr. Enligt Lindemann.

FG-fattning.



ISO 016

1 x 2 st **460094**

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR


## STÅLBORR

### Orbis runda stålborr

#### Orbis runda stålborr

VST: Längd 22 mm.

HST: Längd 44,5 mm.



#### VST

ISO 006	Nr 1/2	1 x 6 st	<b>430650</b>
ISO 008	Nr 1	1 x 6 st	<b>430651</b>
ISO 010	Nr 2	1 x 6 st	<b>430652</b>
ISO 012	Nr 3	1 x 6 st	<b>430653</b>
ISO 014	Nr 4	1 x 6 st	<b>430654</b>
ISO 016	Nr 5	1 x 6 st	<b>430655</b>
ISO 018	Nr 6	1 x 6 st	<b>430656</b>
ISO 021	Nr 7	1 x 6 st	<b>430657</b>
ISO 023	Nr 8	1 x 6 st	<b>430658</b>
ISO 025	Nr 9	1 x 6 st	<b>430659</b>
ISO 027	Nr 10	1 x 6 st	<b>430660</b>
ISO 031	Nr 12	1 x 6 st	<b>430662</b>


#### HST

ISO 014	Nr 4	1 x 6 st	<b>430665</b>
ISO 023	Nr 8	1 x 6 st	<b>430666</b>

### Busch runda stålborr

#### Stålborr Fig. 1 - Busch

Rundborr för VST-fattning. Extra långa 26,5 mm.




ISO 010	Nr 2	1 x 6 st	<b>430117</b>
ISO 012	Nr 3	1 x 6 st	<b>430118</b>
ISO 014	Nr 4	1 x 6 st	<b>430119</b>
ISO 016	Nr 5	1 x 6 st	<b>430120</b>
ISO 018	Nr 6	1 x 6 st	<b>430121</b>
ISO 021	Nr 7	1 x 6 st	<b>430122</b>
ISO 023	Nr 8	1 x 6 st	<b>430123</b>

### Meisinger runda stålborr

#### Stålborr Fig.1 - Hager & Meisinger

Rundborr. För VST och HST fattning.



ISO 007		1 x 10 st	<b>430801</b>
ISO 008		1 x 10 st	<b>430802</b>
ISO 009		1 x 10 st	<b>430803</b>
ISO 010		1 x 10 st	<b>430804</b>
ISO 012		1 x 10 st	<b>430805</b>
ISO 014		1 x 10 st	<b>430806</b>
ISO 016		1 x 10 st	<b>430807</b>
ISO 018		1 x 10 st	<b>430808</b>
ISO 021		1 x 10 st	<b>430809</b>
ISO 023		1 x 10 st	<b>430810</b>
ISO 025		1 x 10 st	<b>430811</b>
ISO 027		1 x 10 st	<b>430812</b>
ISO 029		1 x 10 st	<b>430813</b>
ISO 031		1 x 10 st	<b>430814</b>
ISO 031, HST-fattning		1 x 10 st	<b>431023</b>

# BORR


## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Stålborr Fig. L1 - Hager & Meisinger

Förlängda rundbör. 25 mm långt (varav huvud 2,3 mm). För VST fattning.



ISO 009  
ISO 010  
ISO 012  
ISO 014  
ISO 016  
ISO 018  
ISO 021  
ISO 023

1 x 10 st **430820**  
1 x 10 st **430821**  
1 x 10 st **430822**  
1 x 10 st **430823**  
1 x 10 st **430824**  
1 x 10 st **430825**  
1 x 10 st **430826**  
1 x 10 st **430827**

### Stålborr Fig. 1 XL - Hager & Meisinger

Förlängda rundbör. 34 mm långt. För VST.




ISO 010 Huvud 1,0 mm  
ISO 012 Huvud 1,2 mm  
ISO 014 Huvud 1,4 mm

1 x 10 st **430828**  
1 x 10 st **430829**  
1 x 10 st **430830**

## Meisinger omvänd konisk fissur

### Stålborr Fig. 2 - Hager & Meisinger

Omvänd konisk fissur. För VST fattning.




ISO 010  
ISO 012  
ISO 014  
ISO 016  
ISO 018

1 x 10 st **430843**  
1 x 10 st **430844**  
1 x 10 st **430845**  
1 x 10 st **430846**  
1 x 10 st **430847**

## Meisinger Rak tvärhuggen fissur

### Fissur Fig. 36 - Hager & Meisinger

Tvärhuggen fissur. För VST fattning.




ISO 010  
ISO 012  
ISO 014  
ISO 016

10 st/tp **430852**  
10 st/tp **430853**  
10 st/tp **430854**  
10 st/tp **430855**

## Meisinger Stålbör Finirer

### Finirbör Fig. 41 - Hager & Meisinger

Av stål. För VST. Rund finir.



ISO 012  
ISO 014  
ISO 016  
ISO 018  
ISO 021  
ISO 023  
ISO 031

1 x 10 st **430862**  
1 x 10 st **430863**  
1 x 10 st **430864**  
1 x 10 st **430865**  
1 x 10 st **430866**  
1 x 10 st **430867**  
1 x 10 st **430871**

# BORR


PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Finirborr Fig. 47 - Hager & Meisinger


Av stål. För VST. Pärön finir.



ISO 010	1 x 10 st	<b>430875</b>
ISO 012	1 x 10 st	<b>430876</b>
ISO 014	1 x 10 st	<b>430877</b>
ISO 016	1 x 10 st	<b>430878</b>
ISO 018	1 x 10 st	<b>430879</b>
ISO 021	1 x 10 st	<b>430880</b>
ISO 023	1 x 10 st	<b>430881</b>
ISO 027	1 x 10 st	<b>430883</b>

## Finirborr Fig. 48 - Hager & Meisinger

Av stål. För VST. Flamformig finir.



ISO 008	1 x 10 st	<b>430890</b>
ISO 009	1 x 10 st	<b>430891</b>
ISO 010	1 x 10 st	<b>430892</b>
ISO 012	1 x 10 st	<b>430893</b>
ISO 014	1 x 10 st	<b>430894</b>
ISO 016	1 x 10 st	<b>430895</b>
ISO 018	1 x 10 st	<b>430896</b>
ISO 021	1 x 10 st	<b>430897</b>
ISO 023	1 x 10 st	<b>430898</b>

## Meisinger Stålborr - Fräsare

### Fräsare Fig.72 Cylinder - Hager & Meisinger


Fräsare i stål för HST-fattning.



ISO 060, HST	1 x 5 st	<b>430910</b>
--------------	----------	---------------

### Fräsare Fig.75 Äggformad - Hager & Meisinger

Fräsare i stål för HST/VST-fattning.



<b>Handstycksfattning:</b>		
ISO 040, HST	1 x 5 st	<b>430911</b>
ISO 050, HST	1 x 5 st	<b>430912</b>
ISO 060, HST	1 x 5 st	<b>430913</b>
ISO 080, HST	1 x 5 st	<b>430914</b>
<b>Vinkelstycksfattning:</b>		
ISO 040, VST	1 x 5 st	<b>430915</b>
ISO 050, VST	1 x 5 st	<b>430916</b>
ISO 060, VST	1 x 5 st	<b>430917</b>





### Fräsare Fig.77 Pärön - Hager & Meisinger

Fräsare i stål för HST-fattning.



<b>Handstycksfattning:</b>		
ISO 050, HST	1 x 5 st	<b>430920</b>
ISO 060, HST	1 x 5 st	<b>430921</b>
ISO 070, HST	1 x 5 st	<b>430922</b>

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Fräsare Fig.79 Cylinder konisk</b> - Hager &amp; Meisinger</p> <p>Fräsare i stål för HST/VST-fattning.</p>		<p><b>Handstycksfattning:</b> ISO 045, HST ISO 055, HST</p> <p><b>Vinkelstycksfattning:</b> ISO 045, VST ISO 055, V ST</p>
<p><b>Fräsare Meisinger - Hager &amp; Meisinger</b></p> <p>Fräsare enl. Lindemann, i stål. För HST.</p>		<p><b>Handstycksfattning:</b> 164/018, HST</p>
<p><b>SPECIALBORR I ANNAT MATERIAL</b></p>		
<p><b>Smartburs II - SS White</b></p> <p>Engångsborr av polymer. Avverkar kariat dentin, sparar friskt. Används i stället för vanliga rundbörar för att avlägsna exponerat djup underliggande karies. Rekommenderat varvtal 5-10.000 v/min.</p> <p>FG-fattning.</p>		<p>RA 4 ISO 014 RA 6 ISO 018 RA 8 ISO 023</p>
<p><b>Stainbuster - Abrasive Technology</b></p> <p>Stainbuster är ett borr av kompositmaterial, för polering av beläggningar och borttagning av cementöverskott. Skonsam mot emalj, keramik och mjukvävnad. Borren är självformande och har en inbyggd abstraktiv effekt.</p> <p>Används i vinkelstycke med låg hastighet, ca 10 000 varv/minut under vattenspolning och lätt tryck. Rengörs i ultraljudsbad och steriliseras i autoklav upp till 135 C.</p> <p>VST-fattning.</p>		<p>std 2501 W spetsig flamma std 2502 W flamma std 2503 W cup std 2504 W paro 2505 W stor flamma paro 2506 W tj.flamma jumbo 4002 W</p>
<p><b>Opticlean - Axis/SybronEndo</b></p> <p>Roterande instrument för effektivt borttagande av temporärt cement och debris. Snabbare, enklare och mera skonsamt med minimal överkan på dentinet. Spetsens diameter är 1.65 mm. VST-fattning.</p>		

1 x 5 st **430925**  
1 x 5 st **430926**  
1 x 5 st **430928**  
1 x 5 st **430929**

1 x 2 st **442080**

1 x 10 st **MD125479**  
1 x 10 st **MD125480**  
1 x 10 st **MD125481**

1 x 6 st **441990**  
1 x 6 st **441991**  
1 x 6 st **441992**  
1 x 6 st **441993**  
1 x 6 st **441994**  
1 x 6 st **441995**  
1 x 6 st **441997**

1 x 12 st **442009**

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## CTT - Ceramic Tissue Trimmer - Rønvig

Roterande kirurgiskt instrument med keramikspets för gingival konturering. Ett alternativ till elkirurgi. Användningsområden:

- modellering, konturering
- friläggning
- avlägsna vävnad
- öppna sulcus



1 x 1 st **442010**

För high-speed (300.000-500.000 vpm). Används utan vattenkyllning. Steriliseras i autoklav, max 135°C.

## TILLBEHÖR

### Plexiglasribba

Tre alternativa modeller:  
För 36 VST borrar  
För 18 FG + 18 VST borrar  
För 36 FG borrar



För 36 VST borrar  
För 18 FG +18 VST borrar  
För 36 FG borrar

1 x 1 st **400114**  
1 x 1 st **400113**  
1 x 1 st **400115**

### Orbis borrarburk

Borrarburk i plast med lock. Locket försett med hål för enklare handhavande.

Höjd: 6 cm. Diameter: 9 cm.



Burk med lock

1 x 1 st **400119**

### Borrarburk rostfri - Nichrominox

Rostfri borrarburk med lock, Germicide. Öppning i locket förenklar hantering.

Höjd: 3,5 cm. Diameter: 7,5 cm.



Borrarburk med lock

1 x 1 st **400118**

### Borrställ Universal - SS White

Universalställ med lock för borrar, diamanter och polerare.

Har plats för 30 instrument (20 fg och 10 vst).

Tillverkade i anodiserad aluminium, autoklavbara. Ger en effektiv lagerstrukturering, sortera instrumenten i färg efter användningsområde. Flera färger.



Blå  
Vinröd  
Lila  
Grön  
Svart

1 x 1 st **400121**  
1 x 1 st **400122**  
1 x 1 st **400123**  
1 x 1 st **400124**  
1 x 1 st **400126**

# BORR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Borrställ - SS White</b> Autoklaverbar plast. För 36 VST/HST borr eller för 36 FG borr.</p> <p>Storlek 8,5 x 4 cm.</p>	<p>För 36 FG borr För 36 VST/HST borr</p>	<p>1 x 1 st <b>400116</b> 1 x 1 st <b>400117</b></p>
		
<p><b>Borrställ - Nichrominox</b> Rostfritt borrställ med självlåsande lock. Levereras med fyra utbytbara silikonmarkeringar (blå, gul, röd, grön).</p>	<p>8 hål för FG 4 hål FG, 4 hål VST 17 hål för FG 12 hål FG, 5 hål VST</p>	<p>1 x 1 st <b>400170</b> 1 x 1 st <b>400171</b> 1 x 1 st <b>400174</b> 1 x 1 st <b>400175</b></p>
		
<p><b>Borrställ Ergo Plugg 8 hål - Nichrominox</b> Borrställ med lock. Borren sitter på plats med hjälp av silikonhållare. Passar både FG- och VST-fattningar oavsett diameter. 8 hål, två sluttande rader ger en bra överblick. Lösa silikonhållare i olika färger finns som tillbehör.</p>	8 hål	1 x 1 st <b>400198</b>
		
<p><b>Borrställ Ergo Plugg 16 hål - Nichrominox</b> Borrställ med lock. Borren sitter på plats med hjälp av silikonhållare. Passar både FG- och VST-fattningar oavsett diameter. 16 hål, två sluttande rader ger en bra överblick. Lösa silikonhållare i olika färger finns som tillbehör.</p>	16 hål	1 x 1 st <b>400199</b>
		
<p><b>Borrställ Plug-in 16 - Nichrominox</b> Rostfritt borrställ med självlåsande lock. Levereras med fyra utbytbara silikon-markeringar (blå, gul, röd, grön).</p>	16 hål	1 x 1 st <b>400203</b>
		
<p><b>Borrställ Plug-in 40 - Nichrominox</b> Rostfritt borrställ med med färgade silikonplugg som fungerar både för FG och VST i samma plugg. 40 hål. 4 färger.</p>	40 hål	1 x 1 st <b>400200</b>
		

# BORR

## PRODUKTBESKRIVNING

### Silikon plugg till borrhäll - *Nichrominox*

Silikonpluggar till Nichrominox borrhäll. Autoklaver- och steriliseringsbara. Klarar ultraljudsbad och desinficering.



## FÖRPACKNING

## ART.NR

Blå

1 x 8 st **400205**

Gul

1 x 8 st **400206**

### Borrputsborstar - *Hatho*

Av mässingstråd. Flat.



Flat

1 x 1 st **550001**



## SNABBINDEX

<b>Preparationsdiamanter.....</b>	<b>80</b>
Orbis .....	80
North Bel.....	81
Hager & Meisinger.....	86
Two Striper .....	89
Parmax.....	93
Orbis Turbo.....	93
Orbis High Cut.....	94
North Bel Turbo .....	94
Green-Line.....	94
<b>Preparationsdiamanter, engångs.....</b>	<b>95</b>
<b>Cerana diamanter .....</b>	<b>97</b>
<b>Zirconia diamanter .....</b>	<b>98</b>
<b>Putsdiamanter .....</b>	<b>98</b>
North Bel.....	98
FIS.....	100
Hager & Meisinger.....	100
<b>Diamanter för rotplaning .....</b>	<b>102</b>

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## PREPARATIONSDIAMANTER

### Orbis prep diamanter

Preparationsdiamant med hög precision. Fine och Medium. Kornstorlek 50-120 m. Speciell patinerad diamantyta. Hög avverkning.



#### Orbis prep diamant M 801



ISO 009	M 801	FG	1 x 5 st	<b>451510</b>
ISO 010	M 801	FG	1 x 5 st	<b>451511</b>
ISO 012	M 801	FG	1 x 5 st	<b>451512</b>
ISO 014	M 801	FG	1 x 5 st	<b>451513</b>
ISO 016	M 801	FG	1 x 5 st	<b>451514</b>
ISO 018	M 801	FG	1 x 5 st	<b>451515</b>
ISO 022	M 801	FG	1 x 5 st	<b>451516</b>
ISO 032	M 801	FG	1 x 5 st	<b>451517</b>

#### Orbis prep diamant F 801



ISO 014	F 801	FG	1 x 5 st	<b>451560</b>
ISO 016	F 801	FG	1 x 5 st	<b>451561</b>
ISO 018	F 801	FG	1 x 5 st	<b>451562</b>
ISO 022	F 801	FG	1 x 5 st	<b>451563</b>
ISO 032	F 801	FG	1 x 5 st	<b>451564</b>

#### Orbis prep diamant M 830 / F 830



ISO 018	M 830	FG	1 x 5 st	<b>451540</b>
ISO 018	F 830	FG	1 x 5 st	<b>451550</b>
ISO 023	M 830	FG	1 x 5 st	<b>451541</b>
ISO 023	F 830	FG	1 x 5 st	<b>451551</b>

#### Orbis prep diamant M 833 / F 833



ISO 023	M 833	FG	1 x 5 st	<b>451542</b>
ISO 023	F 833	FG	1 x 5 st	<b>451565</b>

#### Orbis prep diamant M 835



ISO 008	M 835	FG	1 x 5 st	<b>451520</b>
ISO 010	M 835	FG	1 x 5 st	<b>451521</b>
ISO 012	M 835	FG	1 x 5 st	<b>451522</b>
ISO 014	M 835	FG	1 x 5 st	<b>451523</b>

#### Orbis prep diamant M 836



ISO 012	M 836	FG	1 x 5 st	<b>451524</b>
ISO 014	M 836	FG	1 x 5 st	<b>451525</b>

#### Orbis prep diamant M 837



ISO 012	M 837	FG	1 x 5 st	<b>451526</b>
---------	-------	----	----------	---------------

#### Orbis prep diamant M 838



ISO 010	M 838	FG	1 x 5 st	<b>451530</b>
ISO 012	M 838	FG	1 x 5 st	<b>451531</b>
ISO 014	M 838	FG	1 x 5 st	<b>451532</b>
ISO 016	M 838	FG	1 x 5 st	<b>451533</b>

#### Orbis prep diamant M 862 / F 862



ISO 012	M 862	FG	1 x 5 st	<b>451543</b>
ISO 012	F 862	FG	1 x 5 st	<b>451552</b>

#### Orbis prep diamant F 879



ISO 014	F 879	FG	1 x 5 st	<b>451566</b>
---------	-------	----	----------	---------------

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## North Bel prep diamanter

Diamant med hög precision och livslängd. Kornstorlek 100-125 µ. Hög kvalitet på kromskiktet som fäster diamantspånen. Exakt centrering och skaftdiameter ger vibrationsfri gång och jämn avverkning, vilket skonar turbinens chuck och lager.

Illustrationer i skala 1:1.

### Prepdiamant Fig 801 - North Bel


Kornstorlek 100-125 µ.



ISO 009	FG	1 x 5 st	<b>451101-5</b>
ISO 010	FG	1 x 5 st	<b>451102-5</b>
ISO 010	VST	1 x 5 st	<b>451403-5</b>
ISO 012	FG	1 x 5 st	<b>451103-5</b>
ISO 012	VST	1 x 5 st	<b>451404-5</b>
ISO 014	FG	1 x 5 st	<b>451104-5</b>
ISO 014	VST	1 x 5 st	<b>451405-5</b>
ISO 016	FG	1 x 5 st	<b>451105-5</b>
ISO 016	VST	1 x 5 st	<b>451406-5</b>
ISO 018	FG	1 x 5 st	<b>451106-5</b>
ISO 018	VST	1 x 5 st	<b>451407-5</b>
ISO 021	FG	1 x 5 st	<b>451107-5</b>
ISO 023	FG	1 x 5 st	<b>451250-5</b>
ISO 023	VST	1 x 5 st	<b>451408-5</b>
ISO 027	VST	1 x 5 st	<b>451409-5</b>

### Prepdiamant Fig 802 - North Bel

Kornstorlek 100-125 µ.



ISO 010	FG	1 x 5 st	<b>451109-5</b>
ISO 014	FG	1 x 5 st	<b>451111-5</b>
ISO 016	FG	1 x 5 st	<b>451112-5</b>
ISO 018	FG	1 x 5 st	<b>451113-5</b>

### Prepdiamant Fig 805 - North Bel

Kornstorlek 100-125 µ.



ISO 010	FG	1 x 5 st	<b>451114-5</b>
ISO 012	FG	1 x 5 st	<b>451115-5</b>
ISO 012	VST	1 x 5 st	<b>451415-5</b>
ISO 016	FG	1 x 5 st	<b>451117-5</b>

### Prepdiamant Fig 806 - North Bel

Kornstorlek 100-125 µ.



ISO 012	FG	1 x 5 st	<b>451120-5</b>
ISO 014	FG	1 x 5 st	<b>451121-5</b>
ISO 016	FG	1 x 5 st	<b>451122-5</b>
ISO 018	FG	1 x 5 st	<b>451123-5</b>

### Prepdiamant Fig 809 - North Bel

Kornstorlek 100-125 µ.

OBS! Endast diamant på toppen. Används vid finpreparation av en skuldra eller vid preparation av ett underskär i botten av en kavitet.



ISO 012	FG	1 x 5 st	<b>451127-5</b>
---------	----	----------	-----------------















### Prepdiamant Fig 811 - North Bel

Kornstorlek 100-125 µ.




ISO 031	FG	1 x 5 st	<b>451128-5</b>
ISO 047	FG	1 x 5 st	<b>451129-5</b>


# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Prepdiamant Fig 830 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 010 ISO 012 ISO 016	FG FG FG 1 x 5 st <b>451143-5</b> 1 x 5 st <b>451144-5</b> 1 x 5 st <b>451145-5</b>
 		
<b>Prepdiamant Fig 830 L - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ. Förlängd arbetsdel.	ISO 014	FG 1 x 5 st <b>451147-5</b>
 		
<b>Prepdiamant Fig 835 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 008 ISO 009 ISO 010 ISO 010 ISO 012 ISO 012 ISO 014 ISO 016	FG FG FG VST FG VST FG FG 1 x 5 st <b>451148-5</b> 1 x 5 st <b>451149-5</b> 1 x 5 st <b>451150-5</b> 1 x 5 st <b>451445-5</b> 1 x 5 st <b>451151-5</b> 1 x 5 st <b>451446-5</b> 1 x 5 st <b>451152-5</b> 1 x 5 st <b>451153-5</b>
 		
<b>Prepdiamant Fig 836 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 012	FG 1 x 5 st <b>451154-5</b>
 		
<b>Prepdiamant Fig 837 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 012 ISO 014 ISO 016	VST FG FG 1 x 5 st <b>451451-5</b> 1 x 5 st <b>451157-5</b> 1 x 5 st <b>451158-5</b>
 		
<b>Prepdiamant Fig 838 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 010	FG 1 x 5 st <b>451159-5</b>
 		
<b>Prepdiamant Fig 845 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 012	FG 1 x 5 st <b>451175-5</b>
 		







# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<b>Prepdiamant Fig 847 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 014 ISO 018 ISO 018	FG FG VST	1 x 5 st <b>451182-5</b> 1 x 5 st <b>451184-5</b> 1 x 5 st <b>451463-5</b>
			
<b>Prepdiamant Fig 848 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 016 ISO 018	FG FG	1 x 5 st <b>451185-5</b> 1 x 5 st <b>451186-5</b>
			
<b>Prepdiamant Fig 850 (854) - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 018 ISO 021	FG FG	1 x 5 st <b>451194-5</b> 1 x 5 st <b>451195-5</b>
			
<b>Prepdiamant Fig 851 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 010	FG	1 x 5 st <b>451201-5</b>
			
<b>Prepdiamant Fig 852 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 010 ISO 012	FG FG	1 x 5 st <b>451202-5</b> 1 x 5 st <b>451203-5</b>
			
<b>Prepdiamant Fig 855 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 012 ISO 014	FG FG	1 x 5 st <b>451189-5</b> 1 x 5 st <b>451190-5</b>
			
<b>Prepdiamant Fig 856 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 016 ISO 016 ISO 018	FG VST FG	1 x 5 st <b>451191-5</b> 1 x 5 st <b>451470-5</b> 1 x 5 st <b>451192-5</b>
			

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING		FÖRPACKNING		ART.NR			
<b>Prepdiamant Fig 859 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	 010	 016	ISO 010	FG	1 x 5 st <b>451206-5</b>		
			ISO 016	FG	1 x 5 st <b>451207-5</b>		
<b>Prepdiamant Fig 860 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	 012	 012	ISO 012	FG	1 x 5 st <b>451210-5</b>		
			ISO 012	VST	1 x 5 st <b>451485-5</b>		
<b>Prepdiamant Fig 862 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	 012	 014	ISO 012	FG	1 x 5 st <b>451214-5</b>		
			ISO 014	FG	1 x 5 st <b>451215-5</b>		
			ISO 014	VST	1 x 5 st <b>451488-5</b>		
<b>Prepdiamant Fig 863 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	 012	 014	 016	 018	ISO 012	FG	1 x 5 st <b>451261-5</b>
					ISO 012	VST	1 x 5 st <b>451489-5</b>
					ISO 014	FG	1 x 5 st <b>451216-5</b>
					ISO 016	FG	1 x 5 st <b>451217-5</b>
					ISO 018	FG	1 x 5 st <b>451218-5</b>
<b>Prepdiamant Fig 868 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	 018	 024	ISO 018	FG	1 x 5 st <b>451242-5</b>		
			ISO 024	FG	1 x 5 st <b>451244-5</b>		
<b>Prepdiamant Fig 877K - North Bel</b> Konisk. Kornstorlek 100-125 µ.	 016	 016	ISO 016	FG	1 x 5 st <b>451230-5</b>		
<b>Prepdiamant Fig 878 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	 012	 012	ISO 012	FG	1 x 5 st <b>451222-5</b>		
<b>Prepdiamant Fig 878K - North Bel</b> Konisk. Kornstorlek 100-125 µ.	 014	 016	 018	ISO 014	FG	1 x 5 st <b>451231-5</b>	
				ISO 016	FG	1 x 5 st <b>451232-5</b>	
				ISO 018	FG	1 x 5 st <b>451233-5</b>	

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Prepdiamant Fig 879K - North Bel</b> Konisk. Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 016	1 x 5 st <b>451235-5</b>
	ISO 018	1 x 5 st <b>451236-5</b>
	ISO 014	1 x 5 st <b>451162-5</b>
<b>Prepdiamant Fig 880 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 012	1 x 5 st <b>451164-5</b>
	ISO 014	1 x 5 st <b>451165-5</b>
	ISO 014	1 x 5 st <b>451170-5</b>
	ISO 016	1 x 5 st <b>451171-5</b>
<b>Prepdiamant Fig 886 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 016	1 x 5 st <b>451219-5</b>
	ISO 035	1 x 5 st <b>451239-5</b>
	ISO 055	1 x 5 st <b>451499-5</b>
<b>Prepdiamant Fig 888 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.	ISO 023	1 x 5 st <b>451263-5</b>
		
<b>Prepdiamant Fig 909 - North Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.		
		
<b>Prepdiamant Fig 369A - Nort Bel</b> Kornstorlek 100-125 µ.		
		

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Hager & Meisinger prep diamanter

Diamanter tillverkade av ett stålämne i hårdmetall. Sju olika grovlekar och mängder av modeller.



### Prepdiamant Fig 508F - Hager & Meisinger

Konisk med spets. Fin (röd ring). Kornstorlek 27-76 µm. FG-fattning.




ISO 020

1 x 5 st **451011**

### Prepdiamant Fig 801 - Hager & Meisinger

Rund. Medium = Blå = 64-126 µm.

FG- och VST-fattning.



#### 801 Medium, FG:

ISO 009  
ISO 010  
ISO 012  
ISO 014  
ISO 016  
ISO 018  
ISO 021  
ISO 023  
ISO 025  
ISO 027  
ISO 029  
ISO 033

1 x 5 st **450703**  
1 x 5 st **450704**  
1 x 5 st **450705**  
1 x 5 st **450706**  
1 x 5 st **450707**  
1 x 5 st **450708**  
1 x 5 st **450709**  
1 x 5 st **450710**  
1 x 5 st **450711**  
1 x 5 st **450712**  
1 x 5 st **450713**  
1 x 2 st **450714**

#### 801 Medium, VST:


ISO 009  
ISO 010  
ISO 012  
ISO 014  
ISO 016  
ISO 018  
ISO 021  
ISO 023  
ISO 027  
ISO 033

1 x 5 st **450717**  
1 x 5 st **450718**  
1 x 5 st **450719**  
1 x 5 st **450720**  
1 x 5 st **450721**  
1 x 5 st **450722**  
1 x 5 st **450723**  
1 x 5 st **450724**  
1 x 5 st **450725**  
1 x 5 st **450726**

### Prepdiamant Fig 801G - Hager & Meisinger

Rund. Grov = Grön = 107-181 µm.

FG-fattning.



#### 801G Grov:

ISO 010  
ISO 012  
ISO 014  
ISO 016  
ISO 018

1 x 5 st **450764**  
1 x 5 st **450765**  
1 x 5 st **450766**  
1 x 5 st **450767**  
1 x 5 st **450768**

### Prepdiamant Fig 808 - Hager & Meisinger

Avlång päronform. Medium = Blå = 64-126 µm.

FG-fattning.

OBS! Avverkande topp.



#### 808 Medium:

ISO 012

1 x 5 st **450796**



# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Prepdiamant Fig 830 - Hager &amp; Meisinger</b>                      Äggformad. Medium = Blå = 64-126 µm.</p> <p>FG-fattning.</p>	<p><b>830 Medium:</b>                      ISO 018                      ISO 023</p>	<p>1 x 5 st <b>450817</b>                      1 x 5 st <b>450819</b></p>
<p><b>Prepdiamant 833 - Hager &amp; Meisinger</b>                      Preparations diamant för FG. Blå - mediumgrov.                      64-126 µm.</p> <p>Äggformad. FG-fattning.</p>	<p>ISO 023</p>	<p>1 x 5 st <b>450830</b></p>
<p><b>Prepdiamant Fig 834 - Hager &amp; Meisinger</b>                      För skalfasader. Medium = Blå = 64-126 µm.</p> <p>FG-fattning.</p>	<p><b>834 Medium:</b>                      ISO 016                      ISO 021</p>	<p>1 x 5 st <b>450833</b>                      1 x 5 st <b>450834</b></p>
<p><b>Prepdiamant Fig 835 - Hager &amp; Meisinger</b>                      Cylinder. Medium = Blå = 64-126 µm.</p> <p>FG-fattning.</p>	<p><b>835 Medium:</b>                      ISO 008                      ISO 009                      ISO 010                      ISO 012                      ISO 014                      ISO 016</p>	<p>1 x 5 st <b>450837</b>                      1 x 5 st <b>450838</b>                      1 x 5 st <b>450839</b>                      1 x 5 st <b>450840</b>                      1 x 5 st <b>450841</b>                      1 x 5 st <b>450842</b></p>
<p><b>Prepdiamant Fig 837 - Hager &amp; Meisinger</b>                      Cylinder. Medium = Blå = 64-126 µm.</p> <p>FG-fattning.</p>	<p><b>837 Medium:</b>                      ISO 012                      ISO 014                      ISO 016</p>	<p>1 x 5 st <b>450855</b>                      1 x 5 st <b>450856</b>                      1 x 5 st <b>450857</b></p>
<p><b>Prepdiamant Fig 837L - Hager &amp; Meisinger</b>                      Cylinder. Medium = Blå = 64-126 µm.</p> <p>FG-fattning.                      OBS! Lång arbetsdel.</p>	<p><b>837L Medium:</b>                      ISO 012                      ISO 014                      ISO 016</p>	<p>1 x 5 st <b>450860</b>                      1 x 5 st <b>450861</b>                      1 x 5 st <b>450862</b></p>

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Prepdiamant Fig 838 - Hager & Meisinger

Cylinder med rundad topp.  
Medium = Blå = 64-126 µm.

FG-fattning.



### 838 Medium:

ISO 008  
ISO 009  
ISO 010  
ISO 012

1 x 5 st **450866**  
1 x 5 st **450867**  
1 x 5 st **450868**  
1 x 5 st **450869**

## Prepdiamant Fig 838L - Hager & Meisinger

Cylinder med rundad topp.  
Medium = Blå = 64-126 µm.

FG-fattning.  
OBS! Lång arbetsdel.



### 838L Medium:

ISO 012

1 x 5 st **450871**

## Prepdiamant Fig 862 - Hager & Meisinger

Preparations diamant för FG och VST. Blå - mediumgrov. 64-126 µm. Flamformad.



### 862, FG

ISO 012  
ISO 016

1 x 5 st **450941**  
1 x 5 st **450943**

### 862, VST

ISO 016

1 x 5 st **450947**

## Prepdiamant Fig 863 - Hager & Meisinger

Preparations diamant för FG och VST. Blå - mediumgrov. 64-126 µm. Flamformad.



### 863, FG

ISO 012  
ISO 016

1 x 5 st **450962**  
1 x 5 st **450963**

### 863, VST

ISO 016

1 x 5 st **450966**

## Prepdiamant Fig 868 - Hager & Meisinger

Cylinder spetsig.  
Medium = Blå = 64-126 µm.

FG-fattning.



### 868 Medium:

ISO 010  
ISO 012  
ISO 014  
ISO 016

1 x 5 st **450972**  
1 x 5 st **450973**  
1 x 5 st **450974**  
1 x 5 st **450975**

## Prepdiamant Fig 881 - Hager & Meisinger

Preparations diamant för FG. Blå - mediumgrov. 64-126 µm. Med rund topp.



### 881 Medium

ISO 012  
ISO 014

1 x 5 st **450981**  
1 x 5 st **450982**

# DIAMANTER

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Prepdiamant Fig 885 - Hager & Meisinger

Cylinder spetsig.

Medium = Blå = 64-126 µm.

Fin = Röd = 27-76 µm.

FG-fattning.



#### 885 Medium:

ISO 012

1 x 5 st **450984**

#### 885 Fin:

ISO 012

1 x 5 st **450986**

### Prepdiamant Fig 886 - Hager & Meisinger

Cylinder spetsig.

Medium = Blå = 64-126 µm.

Fin = Röd = 27-76 µm.

Grov = Grön = 107-181 µm.

FG-fattning.



#### 886 Medium:

ISO 012

1 x 5 st **450988**

ISO 014

1 x 5 st **450989**

ISO 016

1 x 5 st **450990**

#### 886 Fin:

ISO 014

1 x 5 st **450992**

#### 886 Grov:

ISO 014

1 x 5 st **450994**

ISO 016


1 x 5 st **450995**

### Prepdiamant Fig 909 - Hager & Meisinger

Hjulformad.

Medium = Blå = 90-120 µm.

FG-fattning och VST-fattning.



#### 909, Medium, FG:

ISO 035

1 x 5 st **450996**

ISO 040

1 x 5 st **450997**

#### 909, Medium, VST:

ISO 035

1 x 5 st **450998**

ISO 060

1 x 2 st **450999**

## Two Striper preparationsdiamanter

Hög koncentration diamanter och jämn fördelning av dessa ger ett hållbart instrument med god avverkningsförmåga. En nickel-kromlegering binder de naturliga diamanterna till stålämnet.

Illustrationerna visar instrumenten i skala 1:1.




### Two Striper Rund

- Abrasive Technology

F= fin= 53-62 µ, röd

VF= mycket fin = 45 µ, ljusgrön

L = förlängt skaft = 21 mm (istället för normala 19 mm).



F 125

FG

5 x 1 st **MD123222**

VF 125

FG

5 x 1 st **MD123223**

F 130

FG

5 x 1 st **MD123224**

VF L130

FG

5 x 1 st **MD123268**

F 135

FG

5 x 1 st **MD123225**

VF L135

FG

5 x 1 st **MD123269**

F 135

Vst

1 x 1 st **MD123286**

VF 135

Vst

1 x 1 st **MD123287**

F 138

FG

5 x 1 st **MD123226**

VF 138


FG

5 x 1 st **MD123227**

### Two Striper Crown Cut

- Abrasive Technology

För extremt snabb emaljreduktion vid kron- och broarbeten. C=grov, grön, 105-120 µ.



C ant Sc8

FG






5 x 1 st **MD123267**

C ant Sc10

FG

5 x 1 st **MD123266**

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<b>Two Striper OND Microprep</b> - <i>Abrasive Technology</i> M=medium, blå, 74-88 µ	M MP38	5 x 1 st <b>MD123272</b>	
	M MP53	5 x 1 st <b>MD123273</b>	
			
<b>Two Striper Flamman</b> - <i>Abrasive Technology</i> C= grov= 10-120 µ, grön F= fin= 53-62 µ, röd M= medium= 74-88 µ, blå VF= mycket fin = 45 µ, ljusgrön	F 242.6	5 x 1 st <b>MD123228</b>	
	VF L242.6	5 x 1 st <b>MD123270</b>	
	C 249.10	5 x 1 st <b>MD123229</b>	
	F L252.8F	5 x 1 st <b>MD123271</b>	
	C 252.8	5 x 1 st <b>MD123232</b>	
	C 252.10	5 x 1 st <b>MD123231</b>	
	C 253.10	5 x 1 st <b>MD123233</b>	
	F 260.8	5 x 1 st <b>MD123235</b>	
	F 260.8	Vst 1 x 1 st <b>MD123283</b>	
	VF 260.8	Vst 1 x 1 st <b>MD123282</b>	
	VF 260.8	FG 5 x 1 st <b>MD123236</b>	
	F 261.8	FG 5 x 1 st <b>MD123237</b>	
	M 261.8	FG 5 x 1 st <b>MD123238</b>	
	F 265.6.5	FG 5 x 1 st <b>MD123239</b>	
	F 265.6.5	Vst 1 x 1 st <b>MD123284</b>	
	VF 265.6.5	FG 5 x 1 st <b>MD123240</b>	
VF 265.6.5	Vst 1 x 1 st <b>MD123285</b>		
<b>Two Striper Cylinder Rundad</b> - <i>Abrasive Technology</i> C= grov= 10-120 µ, grön	C 550.8	5 x 1 st <b>MD123251</b>	
	C 553.8	5 x 1 st <b>MD123280</b>	
	C 588.10	5 x 1 st <b>MD123252</b>	
			
<b>Two Striper Cylinder Flat</b> - <i>Abrasive Technology</i> C= grov= 10-120 µ, grön	C 513.4	5 x 1 st <b>MD123247</b>	
	C 514.4	5 x 1 st <b>MD123248</b>	
	C 514.7	5 x 1 st <b>MD123249</b>	
	C 520.8	5 x 1 st <b>MD123250</b>	
			
<b>Two Striper Cylinder Beveled</b> - <i>Abrasive Technology</i> C= grov= 10-120 µ, grön	C ant 244.10	5 x 1 st <b>MD123263</b>	
	C ant 247.9	5 x 1 st <b>MD123264</b>	
	C ant 250.8	5 x 1 st <b>MD123265</b>	
	C 250.11	5 x 1 st <b>MD123230</b>	
	C 255.8	5 x 1 st <b>MD123234</b>	
	C 511.10 (6879.10C 012)	5 x 1 st <b>MD123246</b>	
			
			

# Setting the Standard for 40 Years



## *Two Striper*<sup>®</sup>

DIAMOND DENTAL BURS



### Superior Cut


- ▶ Specially selected diamond crystals establish uniformity across cutting surfaces for minimal vibration and a more comfortable feel
- ▶ Optimized cutting face maximizes cutting edges that synchronously contact tooth surface for a faster and cooler cut

### Greater Control

- ▶ Diamonds permanently brazed to bur by P.B.S.<sup>®</sup> bonding system results in no diamond pull out, stripping or peeling
- ▶ Optimized diamond spacing creates channels that clear tooth debris, promoting faster and cooler cutting

### Proven Consistency

- ▶ Manufactured exclusively on site by Abrasive Technology where experts control every aspect of the process to ensure highest levels of quality
- ▶ The original P.B.S.<sup>®</sup> brazed diamond bur still recognized as the industry leader



 **abrasive  
technology**  
[www.abrasive-tech.com](http://www.abrasive-tech.com)  
740.548.4100

 **PRECISELY**<sup>®</sup>

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Two Striper Äggformad</b> - Abrasive Technology C= grov= 10-120 µ, grön F= fin= 53-62 µ, röd M= medium= 74-88 µ, blå VF= mycket fin = 45 µ, ljusgrön</p>	<p>F 287.4 FG VF 287.4 FG M 287.4 FG C 287.4 FG</p>	<p>5 x 1 st <b>MD123242</b> 5 x 1 st <b>MD123244</b> 5 x 1 st <b>MD123243</b> 5 x 1 st <b>MD123241</b></p>
<p><b>Two Striper Päronformad</b> - Abrasive Technology C=grov=15-120 µ, grön</p>	<p>C 363.4 FG</p>	<p>5 x 1 st <b>MD123245</b></p>
<p><b>Two Striper Konisk rundad - Abrasive Technology</b> C=grov=105-120 µ, grön</p>	<p>C 764.10 (6879K.10C 014) FG C 770.8 FG C 770.9 FG C 778.8 FG C 781.8 FG C 781.10 FG C 782.8 FG C 782.10 FG C 783.8 FG C 783.10 FG</p>	<p>5 x 1 st <b>MD123253</b> 5 x 1 st <b>MD123254</b> 5 x 1 st <b>MD123255</b> 5 x 1 st <b>MD123256</b> 5 x 1 st <b>MD123258</b> 5 x 1 st <b>MD123257</b> 5 x 1 st <b>MD123260</b> 5 x 1 st <b>MD123259</b> 5 x 1 st <b>MD123262</b> 5 x 1 st <b>MD123261</b></p>
<p><b>TwoStriper Short cut</b> Preparationsdiamant med FG-fattning och kortare skaft = 16 mm (istället för ordinarie 19 mm). Det korta skaftet ger avsevärt bättre åtkomst långt bak i munnen. Lämpligt i barn- och äldre-tandvård.</p>	<p>C S250.8 Cylinder C S782.8 konisk rundad C S260.8 flamman C S261.8 DIAflamman F S201.3 Interprox M SSIZE 245 D Operative C S770.8 konisk rundad</p>	<p>5 x 1 st <b>MD123275</b> 5 x 1 st <b>MD123279</b> 5 x 1 st <b>MD123276</b> 5 x 1 st <b>MD123277</b> 5 x 1 st <b>MD123274</b> 5 x 1 st <b>MD123288</b> 5 x 1 st <b>MD123278</b></p>

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING


FÖRPACKNING

ART.NR

## Parmax diamanter

### Parmax diamant - *Dentatus*

Preparationsdiamant för FG-fattning.



Nr 1	Tjocka spetsen	1 x 5 st	<b>450510</b>
Nr 2	Tunna spetsen	1 x 5 st	<b>450511</b>
Nr 3	Cylindern	1 x 5 st	<b>450512</b>
Nr 4	Kulan	1 x 5 st	<b>450513</b>
Nr 5	Amalgamspetsen	1 x 5 st	<b>450514</b>
Nr 6	Pinledge spetsen	1 x 5 st	<b>450515</b>
Nr 7	Kanten	1 x 5 st	<b>450516</b>
Nr 8	Runda spetsen	1 x 5 st	<b>450517</b>
Nr 9	Runda spetsen turbo	1 x 5 st	<b>450518</b>
Nr 10	Tjocka spetsen turbo	1 x 5 st	<b>450519</b>
Nr 11	Skuldran turbo	1 x 5 st	<b>450520</b>
Nr 12	Runda smala turbo	1 x 5 st	<b>450521</b>

## Orbis prepareringsdiamanter

### Orbis prep diamanter

Preparationsdiamanter. FG-fattning. ISO-storlek samt figurnummer.



Tjock spets	Nr 1 016 878	1 x 5 st	<b>451224-5</b>
Tunn spets	Nr 2 012 885	1 x 5 st	<b>451169-5</b>
Cylinder	Nr 3 014 836	1 x 5 st	<b>451155-5</b>
Kula	Nr 4 042 909	1 x 5 st	<b>451240-5</b>
Amalgamspets	Nr 5 010 806	1 x 5 st	<b>451119-5</b>
Pinledgespets	Nr 6 014 858	1 x 5 st	<b>451204-5</b>
Rundad spets	Nr 8 016 881	1 x 5 st	<b>451262-5</b>

### Orbis Turbo prep diamant

Preparationsdiamanter. FG-fattning. ISO-storlek samt figurnummer. Längd 8 mm.



Rundad spets	Nr 9 016 881	1 x 3 st	<b>451074</b>
Tjock	Nr 10 016 878	1 x 3 st	<b>451079</b>
Skuldra	Nr 11 018 847	1 x 3 st	<b>451077</b>
Rundad spets	Nr 12 016 856	1 x 3 st	<b>451071</b>

# DIAMANTER

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Orbis High Cut diamant

Preparationsdiamanter för FG. Blisterpack. Lämpliga vid omfattande reduktion av tandsubstans. Spiralskuren skåra ger mycket hög avverkning och effektiv kylning utan stänk. Kornstorlek 100 µm.  
61% högre avverkningskapacitet i jämförelse med standard-diamanter.



ISO 020	847
ISO 016	856
ISO 024	868
ISO 012	885
ISO 016	885
ISO 020	885K konisk
ISO 023	886K konisk

1 x 5 st	<b>451041</b>
1 x 5 st	<b>451042</b>
1 x 5 st	<b>451044</b>
1 x 5 st	<b>451045</b>
1 x 5 st	<b>451046</b>
1 x 5 st	<b>451047</b>
1 x 5 st	<b>451048</b>

### North Bel Turbodiamanter

Dubbla, motriktade V-skurna skåror i spiral. Avverkar snabbare än standarddiamanter och med effektiv kylning av tandytan. Kornstorlek 100 µm.



### TDA Turbodiamant - North Bel

Turbodiamant. FG-fattning.  
Främst avsedda för kron- och bropreparation.

80% högre avverkningskapacitet i jämförelse med standard-diamanter.



M 111 ISO 014	855
M-132 ISO 018	854
M-161 ISO 014	880
M-223 ISO 020	885K
M 322 ISO 020	847

1 x 3 st	<b>451070</b>
1 x 3 st	<b>451072</b>
1 x 3 st	<b>451073</b>
1 x 3 st	<b>451075</b>
1 x 3 st	<b>451078</b>

### Green-Line diamanter

Preparationsdiamanter med maximalt skärande effektivitet och reducerad värmestegring. Grön linje på skaftet. Kornstorlek 140 µm.

### Green-Line - North Bel

Grön linje på skaftet. Kornstorlek 140 µm.  
30% högre avverkningskapacitet i jämförelse med motsvarande standard diamanter.  
FG-fattning.



878	ISO 014
850	ISO 018
881	ISO 014
881	ISO 016
886	ISO 016

1 x 5 st	<b>451090</b>
1 x 5 st	<b>451085</b>
1 x 5 st	<b>451095</b>
1 x 5 st	<b>451096</b>
1 x 5 st	<b>451098</b>



# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## SS White Engångs-diamanter

Engångsdiamanter med god vidhäftning och tät diamantbeläggning. Diamantkornen ligger inte så djupt ner i förkromningen varför de ger en snabbare avverkning och bättre vattengenomströmning.

FG-fattning. Sterilförpackad.

Kornstorlek Medium = 100 micron.

Flamman/Hjul = Grov = 140 micron.



### Rund Fig 801 - SS White

FG fattning



#### Rund:

Liten ISO 010

1 x 50 st **450580**

Stor ISO 016

1 x 50 st **450590**

### Omvänd kon Fig 805 - SS White

FG-fattning



#### Omvänd kon:

ISO 016

1 x 50 st **450596**

### Standard Fig 830 - SS White

FG-fattning



#### Standard:

ISO 012

1 x 50 st **450581**

### Cylindrisk Fig 835 - SS White

FG fattning



#### Cylindrisk:

Liten ISO 010

1 x 50 st **450582**

Stor ISO 014

1 x 50 st **450591**

### Cylindrisk konisk Fig 847 - SS White

FT-fattning



#### Cylindrisk konisk:

ISO 016

1 x 50 st **450583**

ISO 016 m kort skaft

1 x 50 st **450567**

### Cylindrisk konisk Fig 847R - SS White

Med rundad topp. FG fattning



#### Cylindrisk:

ISO 016, rund topp

1 x 50 st **450597**

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Rund Fig 854/854F - SS White

FG-fattning



### Smal rund:

ISO 016, fin

ISO 018

1 x 50 st

**450598**

1 x 50 st

**450599**

## Rund Fig 856 - SS White

FG-fattning



### Smal rundad topp:

ISO 016

ISO 016, kort skaft

ISO 016C, grov

1 x 50 st

**450584**

1 x 50 st

**450569**

1 x 50 st

**450600**

### Grov rundad topp:

ISO 018C, grov

ISO 018C, kort skaft, grov

1 x 50 st

**450585**

1 x 50 st

**450571**

## Spetsen Fig 858 - SS White

FG-fattning



### Spetsen:

ISO 014

1 x 50 st

**450592**

## Flamman Fig 862 - SS White

FG-fattning



### Flamman:

ISO 014

ISO 014C, grov

1 x 50 st

**450589**

1 x 50 st

**450601**

## Flamman Fig 868C - SS White

FG fattning



### Flamman:

ISO 018C, grov

ISO 024C, grov

1 x 50 st

**450602**

1 x 50 st

**450593**

## Cylindrisk rund Fig 880 - SS White

FG fattning



### Cylindrisk rund:

ISO 014

ISO 014, kort skaft

ISO 014C, grov

1 x 50 st

**450586**

1 x 50 st

**450574**

1 x 50 st

**450603**

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<b>Vinklad Fig 885 - SS White</b> FG-fattning		<b>Vinklad:</b> ISO 012, smal ISO 012, liten, kort skaft ISO 012C, liten, grov ISO 016, grov ISO 016C, grov	1 x 50 st <b>450587</b> 1 x 50 st <b>450575</b> 1 x 50 st <b>450604</b> 1 x 50 st <b>450588</b> 1 x 50 st <b>450605</b>
<b>Vinklade långa spetsen, Fig 886</b> - SS White FG-fattning		<b>Vinklad lång spets:</b> ISO 016	1 x 50 st <b>450606</b>
<b>Hjul Fig 909 - SS White</b> FG-fattning		<b>Hjul:</b> ISO 042C	1 x 50 st <b>450594</b>
<b>CERANA DIAMANTER</b>			
<b>Cerana Preparationsdiamanter</b> - Nordiska Dental Preparationsdiamanter. För preparation av Cerana inlägg. VST-fattning.		Small Medium Large	1 x 3 st <b>450376</b> 1 x 3 st <b>450377</b> 1 x 3 st <b>450378</b>
<b>Cerana Class II diamanter</b> - Nordiska Dental Preparationsdiamanter för Cerana inlägg. VST-fattning.		Medium Large X-large	1 x 3 st <b>450371</b> 1 x 3 st <b>450372</b> 1 x 3 st <b>450373</b>
<b>Cerana Putsdiamanter</b> - Nordiska Dental Putsdiamanter. FG-fattning.		Kulan Päron	1 x 3 st <b>450386</b> 1 x 3 st <b>450387</b>

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ZIRCONIA DIAMANTER

### Great White Z - SS White

Zirconia diamant. Ett sortiment FG-fattade diamanter specialdesignade för att arbeta i kronor och skellett av Zirkonium.

Intro Kit: 2 runda diamanter i olika storlek, 1 oval diamant, typ en amerikansk fotboll och 1 konisk diamant med rundad topp.



Kit

4 x 1 st **450640**

**GWZ 856-018** Konisk med rundad topp. Huvud - 8,0 mm. Total längd - 22 mm.

**GWZ 801-014**. Rund diamant. Huvud - 1.30 mm. Total längd - 19 mm.

**GWZ 801-018**. Rund diamant. Huvud - 1.70 mm. Total längd - 19 mm.

**GWZ 379-023**. Diamant formad som en amerikansk fotboll. Huvud - 4.50 mm. Total längd - 19 mm.



### Refill förpackning:

856 ISO 018  
801 ISO 014  
801 ISO 018  
379 ISO 023

1 x 5 st **450641**  
1 x 5 st **450642**  
1 x 5 st **450643**  
1 x 5 st **450644**

## PUTSDIAMANTER

### North Bel Putsdiamanter

För puts av preparationer.

C = Fin (gul ring) för puts av kompositmaterial

F = Medium-Grov (röd ring) för puts av preparationer

CS = Superfin (vit ring) för polering av kompositmaterial

#### Fig 801 - North Bel

För puts av preparationer.

F = Medium-Grov (röd ring)

C = Fin (gul ring)

CS = Superfin (vit ring)



ISO 014	C fin gul	FG	1 x 5 st	<b>451301-5</b>
ISO 014	C fin gul	VST	1 x 5 st	<b>451311-5</b>
ISO 014	CS superfin vit	VST	1 x 5 st	<b>451331-5</b>
ISO 018	CS superfin vit	FG	1 x 5 st	<b>451322-5</b>
ISO 018	F medium röd	FG	1 x 5 st	<b>451347-5</b>
ISO 023	C fin gul	FG	1 x 5 st	<b>451307-5</b>
ISO 023	C fin gul	VST	1 x 5 st	<b>451315-5</b>
ISO 023	CS superfin vit	VST	1 x 5 st	<b>451332-5</b>
ISO 035	C fin gul	FG	1 x 5 st	<b>451308-5</b>
ISO 035	C fin gul	VST	1 x 5 st	<b>451316-5</b>

#### Fig 847 - North Bel

Medium-grov, röd ring



ISO 014	F medium	FG	1 x 5 st	<b>451341-5</b>
ISO 016	F medium	VST	1 x 5 st	<b>451351-5</b>

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Fig 848 - North Bel</b> Fin, gul ring 	ISO 018 C fin FG	1 x 5 st <b>451302-5</b>
<b>Fig 852 - North Bel</b> Fin, gul ring = C Superfin, vit ring = CS 	ISO 012 C fin FG ISO 012 CS superfin FG	1 x 5 st <b>451306-5</b> 1 x 5 st <b>451327-5</b>
<b>Fig 854 - North Bel</b> Medium-grov, röd ring 	ISO 016 F medium FG ISO 018 F medium VST	1 x 5 st <b>451342-5</b> 1 x 5 st <b>451352-5</b>
<b>Fig 858 - North Bel</b> Medium-grov, röd ring 	ISO 014 F medium FG ISO 014 F medium VST	1 x 5 st <b>451343-5</b> 1 x 5 st <b>451353-5</b>
<b>Fig 859 - North Bel</b> För puts av preparationer. F = Medium-Grov (röd ring) C = Fin (gul ring) CS = Superfin (vit ring) 	ISO 016 F medium röd FG ISO 016 C fin gul FG ISO 016 CS superfin vit FG ISO 018 F medium röd VST ISO 018 C fin gul VST ISO 018 CS superfin vit VST	1 x 5 st <b>451344-5</b> 1 x 5 st <b>451303-5</b> 1 x 5 st <b>451324-5</b> 1 x 5 st <b>451354-5</b> 1 x 5 st <b>451313-5</b> 1 x 5 st <b>451334-5</b>
<b>Fig 860 - North Bel</b> För puts av preparationer. F = Medium-Grov (röd ring) C = Fin (gul ring) CS = Superfin (vit ring) 	ISO 012 F medium röd FG ISO 012 C fin gul FG ISO 012 F medium röd VST ISO 012 C fin gul VST ISO 012 CS superfin0 vit VST	1 x 5 st <b>451345-5</b> 1 x 5 st <b>451309-5</b> 1 x 5 st <b>451355-5</b> 1 x 5 st <b>451317-5</b> 1 x 5 st <b>451336-5</b>
<b>Fig 862 - North Bel</b> För puts av preparationer. F = Medium-Grov (röd ring) C = Fin (gul ring) CS = Superfin (vit ring) 	ISO 012 F medium FG ISO 012 C fin FG ISO 012 CS superfin FG ISO 012 CS superfin VST	1 x 5 st <b>451346-5</b> 1 x 5 st <b>451305-5</b> 1 x 5 st <b>451326-5</b> 1 x 5 st <b>451337-5</b>

# DIAMANTER

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Fig 868 - North Bel

F = Medium-Grov (röd ring)

C = Fin (gul ring)

CS = Superfin (vit ring)



ISO 018	C fin gul	FG	1 x 5 st	<b>451304-5</b>
ISO 018	CS superfin vit	FG	1 x 5 st	<b>451325-5</b>
ISO 018	F medium röd	VST	1 x 5 st	<b>451356-5</b>
ISO 018	C fin gul	VST	1 x 5 st	<b>451314-5</b>
ISO 018	CS superfin vit	VST	1 x 5 st	<b>451335-5</b>

### Fig 378 - North Bel

Fin, gul ring



ISO 018	C fin gul	FG	1 x 5 st	<b>451370-5</b>
---------	-----------	----	----------	-----------------

## FIS putsdiamanter

### FIS - Finzler

Putsdiamant fin. Kornstorlek: 15 - 30 µm. Med röd ring. Modeller:


L10 Konisk cylinder (Fig 166)

L20 Konisk (Fig 172)

F20 Flamform (Fig 245)

F40 Flamform (Fig 257)

R10 Rund (Fig 001)



### VST

ISO 016	L10	1 x 1 st	<b>450489</b>
ISO 014	L20	1 x 1 st	<b>450490</b>
ISO 014	F20	1 x 1 st	<b>450491</b>
ISO 020	F40	1 x 1 st	<b>450492</b>
ISO 014	R10	1 x 1 st	<b>450493</b>

### FG

ISO 016	L10	1 x 1 st	<b>450498</b>
ISO 014	L20	1 x 1 st	<b>450499</b>
ISO 014	F20	1 x 1 st	<b>450500</b>
ISO 020	F40	1 x 1 st	<b>450501</b>

## Hager & Meisinger Putsdiamanter

Diamanter av ett stålämne i hårdmetall håller hög kvalitet och finns i många olika grovlekar och modeller.

C=extra fin

F=fin

### Putsdiamant 801F - Hager & Meisinger

Rund. Fin = Röd = 40-60 µm.

FG/VST-fattning.



### Fin, FG:

ISO 018	1 x 5 st	<b>450734</b>
ISO 023	1 x 5 st	<b>450736</b>
ISO 025	1 x 5 st	<b>450737</b>
ISO 029	1 x 5 st	<b>450739</b>
ISO 033	1 x 2 st	<b>450740</b>


### Fin, VST:

ISO 018	1 x 5 st	<b>450743</b>
ISO 023	1 x 5 st	<b>450744</b>
ISO 033	1 x 5 st	<b>450745</b>

### Putsdiamant 801C - Hager & Meisinger

Rund. Extra Fin = Gul = 12-22 µm.

FG/VST-fattning.



### Extra Fin, FG:

ISO 014	1 x 5 st	<b>450751</b>
ISO 016	1 x 5 st	<b>450752</b>
ISO 018	1 x 5 st	<b>450753</b>
ISO 023	1 x 5 st	<b>450755</b>

### Extra Fin, VST:

ISO 012	1 x 5 st	<b>450760</b>
ISO 023	1 x 5 st	<b>450761</b>

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Putsdiamant 808LF - Hager &amp; Meisinger</b>                      Avlång diamant päronformad. Lång arbetsdel.                      Fin = Röd = 20-40 µm.                      FG-fattning.                      OBS! Avverkande topp.</p>	<p><b>Fin, FG:</b>                      ISO 014</p> 	<p>1 x 5 st <b>450802</b></p>
<p><b>Putsdiamant 820F - Hager &amp; Meisinger</b>                      Flamformig.                      Fin = Röd = 20-40 µm.                      FG-fattning.</p>	<p><b>Fin, FG:</b>                      ISO 016</p> 	<p>1 x 5 st <b>450812</b></p>
<p><b>Putsdiamant 830 - Hager &amp; Meisinger</b>                      Äggformad.                      830 F, Fin = Röd = 20-40 µm.                      830 C, Extra Fin = Gul = 12-22 µm.                      FG/VST-fattning.</p>	<p><b>Fin, FG:</b>                      ISO 023</p> <p><b>Fin, VST:</b>                      ISO 023</p> <p><b>Extra Fin, FG:</b>                      ISO 023</p> 	<p>1 x 5 st <b>450820</b></p> <p>1 x 5 st <b>450821</b></p> <p>1 x 5 st <b>450824</b></p>
<p><b>Putsdiamant 837L - Hager &amp; Meisinger</b>                      Cylinder. Lång arbetsdel.                      Fin = Röd = 20-40 µm.                      FG-fattning.</p>	<p><b>Fin, FG:</b>                      ISO 012                      ISO 014</p> 	<p>1 x 5 st <b>450863</b></p> <p>1 x 5 st <b>450864</b></p>
<p><b>Putsdiamant 860C - Hager &amp; Meisinger</b>                      Flamformig.                      Extra Fin = Gul = 12-22 µm.                      FG/VST-fattning.</p>	<p><b>Extra Fin, FG:</b>                      ISO 009</p> <p><b>Extra Fin, VST:</b>                      ISO 009</p> 	<p>1 x 5 st <b>450930</b></p> <p>1 x 5 st <b>450931</b></p>
<p><b>Putsdiamant 861F - Hager &amp; Meisinger</b>                      Flamformig.                      Fin = Röd = 20-40 µm.                      FG-fattning.</p>	<p><b>Fin, FG:</b>                      ISO 012</p> 	<p>1 x 5 st <b>450938</b></p>
<p><b>Putsdiamant 862F - Hager &amp; Meisinger</b>                      Flamformig.                      Fin = Röd = 20-40 µm.                      FG/VST-fattning.</p>	<p><b>Fin, FG:</b>                      ISO 012                      ISO 016</p> <p><b>Fin, VST:</b>                      ISO 012                      ISO 016</p> 	<p>1 x 5 st <b>450950</b></p> <p>1 x 5 st <b>450952</b></p> <p>1 x 5 st <b>450953</b></p> <p>1 x 5 st <b>450954</b></p>

# DIAMANTER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Putsdiamant 862C - Hager & Meisinger

Flamformig.  
Extra Fin = Gul = 12-22 µm.  
FG/VST-fattning.



### Extra Fin, FG:

ISO 012  
ISO 014  
ISO 016

1 x 5 st **450956**  
1 x 5 st **450957**  
1 x 5 st **450958**


### Extra Fin, VST:

ISO 012  
ISO 014  
ISO 016

1 x 5 st **450959**  
1 x 5 st **450960**  
1 x 5 st **450961**

## Putsdiamant Fig 863F - Hager & Meisinger

Flamformig. Röd - Fin.  
FG och VST-fattning.



### FG:

ISO 012  
ISO 016

1 x 5 st **450967**  
1 x 5 st **450968**

### VST:

ISO 012

1 x 5 st **450970**

## Putsdiamant 863K - Hager & Meisinger

Konisk form. Flamformig spets med slät topp.  
Fin = Röd = 20-40 µm.  
FG-fattning.



### Fin, FG:

ISO 012

1 x 5 st **450971**

## DIAMANTER FÖR ROTPLANING

### Wiking - Foss Viking A/S

Diamant för rotplaning, t ex vid avlägsnande av tandsten. VST-fattning.



W1

1 x 1 st **450530**

W2

1 x 1 st **450531**



## SNABBINDEX

Maskinella renssystem, nickeltitanfilar .....	104
Manuell rengning, nickeltitanfilar .....	118
Manuell rengning, standardfilar .....	121
Reamers .....	128
Övriga endoinstrument .....	131
Nervextraktorer .....	131
Mikroborstar, filstäl .....	131
Rotrymmare .....	134
Pastaspiraler .....	135
Markörer och stoppringar .....	136
Fingerspreader .....	136
Kanalfinnare .....	137
Kofferdam .....	137
Pappersspetsar .....	142
Antibakteriell rengöring .....	145
Rotreparation-/fyllningsmedel .....	146
Guttaperkaspetsar .....	153



# ENDODONTI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Easy Race Kit - FKG Dentaire

Nickeltitanfilar för maskinell koronal och apikal rensning med alternerande skärande kanter för att förhindra fastläsningseffekt och med ett extremt lågt vridmoment. Säkerhetsmarkör, SMD, på varje fil för beräkning av utmattning i filen. Rundad topp, Saftey Tip.



Innehåll: PreRaCe 40/10 och 35/08, RaCe 25/06, 25/04 och 25/02. Delen som fästs i vinkelstycket är 12 mm.

1 x 1 fp **480098**

### PRE-RaCe filar refill - FKG Dentaire

Nickeltitan filar för koronal rensning. Kort handtag 12 mm.



#### 19 mm

Taper 06	ISO 30	1 x 5 st	<b>480101</b>
Taper 06	ISO 40	1 x 5 st	<b>480102</b>
Taper 08	ISO 35	1 x 5 st	<b>480103</b>
Taper 10	ISO 40	1 x 5 st	<b>480104</b>

### RaCe filar refill - FKG Dentaire

RaCe filar för apikal rensning. Skftet som sätts i vinkelstycket är 12 mm.



#### 25 mm

Taper 02	ISO 10	1 x 5 st	<b>480109</b>
Taper 02	ISO 15	1 x 5 st	<b>480110</b>
Taper 02	ISO 20	1 x 5 st	<b>480111</b>
Taper 02	ISO 25	1 x 5 st	<b>480112</b>
Taper 02	ISO 30	1 x 5 st	<b>480113</b>
Taper 02	ISO 35	1 x 5 st	<b>480114</b>
Taper 02	ISO 40	1 x 5 st	<b>480115</b>
Taper 02	ISO 45	1 x 5 st	<b>480116</b>
Taper 02	ISO 50	1 x 5 st	<b>480117</b>
Taper 02	ISO 55	1 x 5 st	<b>480118</b>
Taper 02	ISO 60	1 x 5 st	<b>480119</b>
Taper 04	ISO 10	1 x 5 st	<b>480120</b>
Taper 04	ISO 25	1 x 5 st	<b>480122</b>
Taper 04	ISO 30	1 x 5 st	<b>480123</b>
Taper 04	ISO 35	1 x 5 st	<b>480124</b>
Taper 04	ISO 40	1 x 5 st	<b>480125</b>
Taper 04	ISO 50	1 x 5 st	<b>480126</b>
Taper 06	ISO 20	1 x 5 st	<b>480130</b>
Taper 06	ISO 25	1 x 5 st	<b>480131</b>
Taper 06	ISO 30	1 x 5 st	<b>480132</b>
Taper 06	ISO 35	1 x 5 st	<b>480133</b>
Taper 06	ISO 40	1 x 5 st	<b>480134</b>

#### 31 mm

Taper 02	ISO 25	1 x 5 st	<b>480273</b>
Taper 04	ISO 25	1 x 5 st	<b>480284</b>
Taper 04	ISO 30	1 x 5 st	<b>480285</b>
Taper 04	ISO 35	1 x 5 st	<b>480286</b>
Taper 04	ISO 40	1 x 5 st	<b>480287</b>
Taper 04	ISO 50	1 x 5 st	<b>480288</b>
Taper 06	ISO 25	1 x 5 st	<b>480294</b>
Taper 06	ISO 30	1 x 5 st	<b>480295</b>
Taper 06	ISO 35	1 x 5 st	<b>480296</b>
Taper 06	ISO 40	1 x 5 st	<b>480297</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## RaCe ISO 10 Kit - FKG Dentaire

Kit som innehåller nickeltitanfilarna: 10/02, 10/04 samt 10/06 - 25 mm. Komplement till ordinarie RaCe sortiment. Handtaget - skaftet, som sätts i vinkelstycket är 12 mm. En extremt smal spets gör att ISO 10-filen kan användas direkt efter handfil 08.



Kit 25 mm CM

1 x 6 st **MD128361**

Individuellt förpackade RaCe ISO 10 refill.

Längd	ISO	Förp.	Taper 02	Taper 04	Taper 06
21 mm CM	ISO 10	1 x 5 st	<b>MD128363</b>	<b>MD128366</b>	<b>MD128373</b>
25 mm CM	ISO 10	1 x 5 st	<b>MD128364</b>	<b>MD128367</b>	<b>MD128374</b>
31 mm CM	ISO 10	1 x 5 st	<b>MD128365</b>	<b>MD128368</b>	<b>MD128375</b>

## D-RaCe Kit - FKG Dentaire

Filar utvecklade för att ta bort gammalt rotfyllnadsmaterial och för att förbereda för en ny rotfyllning. Två olika filar: DR1 access och DR2 full path.

DR1 - ISO 30 - taper 0.10 - längd 15/8 mm - 1000 v/m - aktiv skärande spets.

DR2 - ISO 25 - taper 0.04 - längd 25/16 mm - 600 v/m - Safety tip (ej skärande spets). DR2 används endast en gång.



Kit: 2 DR1 och 2 DR2  
DR1 Access Taper 0.10  
DR2 full path Taper 0.04

1 x 4 st **480080**  
1 x 6 st **480081**  
1 x 6 st **480082**


## ScoutRace Kit - FKG Dentaire

ScoutRace, mekanisk rensningssekvens, för en lyckad trepanation. Ett system som gör det lättare att komma ner i rotkanalsmyningen utan att böja filen redan i cavum. ScoutRace möjliggör en snabbare och effektivare utformning av kanalöppningen jämfört med konventionella handfil.

Innehåll: 2 st rekogniseringsfilor i varje storlek, ISO 10/.02, ISO 15/.02, ISO 20/.02.

ScoutRace refillförpackningar.

ISO	Taper	Förp.	21 mm CM	25 mm CM	31 mm CM
ISO 10	Taper 02	1 x 5 st	<b>MD128347</b>	<b>MD128350</b>	<b>MD128353</b>
ISO 15	Taper 02	1 x 5 st	<b>MD128348</b>	<b>MD128351</b>	<b>MD128354</b>
ISO 20	Taper 02	1 x 5 st	<b>MD128349</b>	<b>MD128352</b>	<b>MD128355</b>



Kit 25 mm CM

1 x 6 st **MD128346**

## Free Style RaCe Endoställ - FKG Dentaire

Tomt endoställ för individuell ordningsföljd.



Free Style ställ exkl. filar

1 x 1 st **480097**



**FKG**  
swiss endo

**BT  
RACE**



Scouting

Apical

Shaping

Biologisk &  
Substansbevarande

STERILE

SINGLE  
USE

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## BT RaCe

En individuellt sterilförpackad maskinell engångsfil. Sterilförpackade filar innebär tidsbesparing då de inte ska rengöras och autoklaveras samt en bättre hygien. Då filen är gjord för engångsbruk förhindrar den krosskontaminering och utsätts inte heller för materialutmattning.

BT-filen är försedd med en patenterad "Booster spets" som effektiviserar filen väsentligt, den har också försetts med en fastställd brytpunkt 16 mm från spetsen för att undvika problem om filen skulle gå av.

Tre standardfilar rensar kanalen upp till 35-40, vid kraftig kurvatur och extra breda kanaler används två tilläggsfilar.


### BT Race kit - FKG Dentaire

BT1, 10/.06 används för utforskning av rotkanal, BT2, 35 för preparation av den apikala tredjedelen.

BT3, 35/.04 ger en slutlig utformning av de vanligaste rotkanalernas anatomi.

Hastighet: 800 varv/min (600-1000 v/min).

Kit innehåll: 2 x BT1, 2 x BT2, 2 x BT3



BT Race Kit 21 mm

BT Race Kit 25 mm

BT Race Kit 31 mm

1 x 6 st **MD128550**


1 x 6 st **MD128551**

1 x 6 st **MD128552**

### BT RaCe XL - FKG Dentaire

Kompletterande sterila filar för engångsbruk. Speciellt lämpliga för molare med 4-5 kanaler. BT40,40/.04 och BT50,50/.04 används för slutlig rensning av bredare kanaler. Enkel penetration tack vare BT-spetsen.

Hastighet: 800 varv/minut (600-800 varv/minut)



**21 mm**

BT RaCe 40 Taper 4 040

1 x 6 st **MD128396**

**25 mm**

BT RaCe 40 Taper 4 040

1 x 6 st **MD128397**

**31 mm**

BT RaCe 40 Taper 4 040

1 x 6 st **MD128398**

**21 mm**

BT RaCe 50 Taper 4 050

1 x 6 st **MD128399**

**25 mm**

BT RaCe 50 Taper 4 050

1 x 6 st **MD128400**

**31 mm**

BT RaCe 50 Taper 4 050


1 x 6 st **MD128401**

## Bio RaCe Systemet

Maskinella nickeltitanfilar tillverkade av FKG Dentaire. BioRaCe filarnas storlekar och taper är baserade på principen att alla instrument ska nå full arbetslängd utan att användaren ska behöva bruka kraft eller på annat sätt stressa filen.

Systemet skiljer sig från RaCe genom annorlunda storlekar, konicitet och märkning. Filarna följer inte ISO storlekar och taper, utan med märkningar i handtagen som 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 4C och 5C. Systemet består av 6 basfilar (Basic Set) samt 4 kompletterande filar (Extended Set). Koronal fil 19 mm, övriga 25 mm långa.

Rekommenderat varvtal: 500-600 varv/minut.



# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Bio RaCe Introkit - FKG Dentaire

Nickeltitanfiljar för maskinell rensning. Samma filegenskaper som de vanliga RaCe filarna. Annorlunda konicitet och storleksekvens samt annan skaftmarkering. Rekommenderat varvtal 500-600 v/min.



Introkit: systemets samtliga 10 filar, ett endoställ samt en instruktions CD.

1 x 1 fp **480047**

## Bio RaCe Basic Kit - FKG Dentaire

Nickeltitanfiljar för maskinell rensning. Samma filegenskaper som de vanliga RaCe filarna. Annorlunda konicitet och storleksekvens samt annan skaftmarkering. Rekommenderat varvtal 500-600 v/min.

Basic kit innehåller: 6 filar.



Basic Set: 6 filar längd 25 mm: BR0, BR1, BR2, BR3, BR4 och BR5.

1 x 6 st **480050**

Basic Kit: 6 filar längd 21 mm

1 x 6 st **480045**

## Bio RaCe filar - FKG Dentaire

Nickeltitanfil för maskinell rensning. Samma filegenskaper som de vanliga RaCe filarna.



BR0	25/08	19 mm	1 x 6 st	<b>480052</b>
BR1	15/05	25 mm	1 x 6 st	<b>480053</b>
BR2	25/04	25 mm	1 x 6 st	<b>480054</b>
BR3	25/06	25 mm	1 x 6 st	<b>480055</b>
BR4	35/04	25 mm	1 x 6 st	<b>480056</b>
BR5	40/04	25 mm	1 x 6 st	<b>480057</b>
BR6	50/04	25 mm	1 x 6 st	<b>480058</b>
BR7	60/02	25 mm	1 x 6 st	<b>480059</b>
BR4C	35/02	25 mm	1 x 6 st	<b>480060</b>
BR5C	40/02	25 mm	1 x 6 st	<b>480061</b>

## Bio RaCe Extended Kit - FKG Dentaire

Nickeltitanfiljar för maskinell rensning. Samma filegenskaper som de vanliga RaCe filarna. Annorlunda konicitet och storleksekvens samt annan skaftmarkering. 4 st kompletterande filar för mycket böjda kanaler. Samtliga är försedda med SMD Safety Memo Disc.



<b>25 mm</b>				
4 filar: BR4CX, BR5C, BR6 och BR7.			1 x 4 st	<b>480051</b>
<b>21 mm</b>				
4 filar: BR4CX, BR5C, BR6 och BR7.			1 x 4 st	<b>480046</b>

## Säkerhetsmarkör BioRaCe SMD

- FKG Dentaire

Markör till BioRaCe filställ att fästa på locket. Blå discs försedda med 4 avtagbara segment.



Blå för BioRace 1 x 50 st **480049**

## Bio RaCe Endo Stand - FKG Dentaire

Filställ med lock i aluminium för Bio RaCe filsystem. Kan autoklaveras och steriliseras. Försett med SMD (Safety Memo Disc). Bör inte diskas i maskin eller köras i ultraljudsbad.



Filställ 1 x 1 st **480048**

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## iRaCe Systemet

3 stycken filar med mjukt rundad spets som efter att en glide path fastställts ska arbetas ner till fullt rensdjup. Filarnas skaft är märkta R1-R3.

Filar: ISO standard 15-30 med taper 02-06

Längd: 25 mm

Rekommenderat varvtal: 600 v/m



## iRace/iRaCe Plus - FKG Dentaire

Maskinell roterande fil för endodontibehandling. iRaCe filen har växelvis skärande egg, med hög avverkning och lågt vridmoment.

Sekvensen består av tre filar, samt 2 kompletterande filar, i RaCe Plus till kraftigt böjda kanaler.

Innehåll Promopack II:

- 2 x 1 RaCe sekvens R1- R3 (15/06, 25/04, 30/04)
- 1 x 1 RaCe Plus sekvens R1a-R1 b (20/02, 25/02)
- information och instruktionsmaterial.




Promopack II

1 x 1 fp **480300**

## iRaCe/iRaCe Plus - FKG Dentaire

Maskinell roterande fil för endodontibehandling. RaCe filen har växelvis skärande egg, med hög avverkning och lågt vridmoment. I RaCe sekvensen består av tre filar, samt 2 kompletterande filar, i RaCe Plus, till kraftigt böjda kanaler.



**25 mm**

Taper 06	R1	ISO 15	1 x 6 st	<b>480304</b>
Taper 04	R2	ISO 25	1 x 6 st	<b>480305</b>
Taper 04	R3	ISO 30	1 x 6 st	<b>480306</b>
Taper 02	iRaCePlus	ISO 20	1 x 6 st	<b>480312</b>
Taper 02	iRaCePlus	ISO 25	1 x 6 st	<b>480313</b>

## iRace Endo Stand - FKG Dentaire

Filställ framtaget att passa iRaCe roterande filsystem.



iRace Endo Stand

1 x 1 st **480299**



# Sendoline<sup>®</sup>

PERFECT ENDO



## ROTARY SYSTEM<sup>®</sup>

[sendoline.com](http://sendoline.com)

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Orbis Rotary File

### Orbis Rotary File - Orbis

Nickeltitanfil, reamerprofil. Hög avverkningsseffekt. Färgkodade. Rekommenderat varvtal 300.



Taper 6%	ISO 20	21 mm	1 x 6 st	<b>483001</b>
Taper 6%	ISO 25	21 mm	1 x 6 st	<b>483002</b>
Taper 6%	ISO 30	21 mm	1 x 6 st	<b>483003</b>
Taper 6%	ISO 20	25 mm	1 x 6 st	<b>483010</b>
Taper 6%	ISO 25	25 mm	1 x 6 st	<b>483011</b>
Taper 6%	ISO 30	25 mm	1 x 6 st	<b>483012</b>
Taper 4%	ISO 20	25 mm	1 x 6 st	<b>483020</b>
Taper 4%	ISO 25	25 mm	1 x 6 st	<b>483021</b>
Taper 4%	ISO 30	25 mm	1 x 6 st	<b>483022</b>
Taper 4%	ISO 35	25 mm	1 x 6 st	<b>483023</b>
Taper 4%	ISO 40	25 mm	1 x 6 st	<b>483024</b>
Taper 4%	ISO 45	25 mm	1 x 6 st	<b>483025</b>

## Sendoline systemet

Maskinella nickeltitanfilar tillverkade av Sendoline. Utvecklat i samarbete med Fredrik Erhardt. Ett system baserat på enkelhet, effektivitet och ergonomi. Filarna är flexibla och har en S-profil samt en rundad spets som gör det lättare att följa även kraftigt böjda kanaler. NiTi-TEE består av sex filar med olika taper för användning enl. Crown-Down teknik.

Rekommenderat varvtal: 300 v/m



### S5 Rotary Files - Sendoline

Flexibla filar i nickeltitan med S-profil, korta skaft 13 mm. Långa utdragna pitchar förhindrar fastläsning. Introkit: en av varje fil nr 1-5.



<b>18 mm</b>				
Refill 1 8/30	1 röd ring	1 x 6 st	<b>492022</b>	
<b>23 mm</b>				
Refill 2 6/30	2 röda ringar	1 x 6 st	<b>492023</b>	
Refill 3 4/30	3 röda ringar	1 x 6 st	<b>492024</b>	
Refill 4 4/25	4 röda ringar	1 x 6 st	<b>492025</b>	
Refill 5 4/20	5 röda ringar	1 x 6 st	<b>492026</b>	
Introkit	nr 1-5	5 x 1 st	<b>492021</b>	
<b>28 mm</b>				
Refill 2 6/30	2 röda ringar	1 x 6 st	<b>492030</b>	
Refill 3 4/30	3 röda ringar	1 x 6 st	<b>492031</b>	
Refill 4 4/25	4 röda ringar	1 x 6 st	<b>492032</b>	
Refill 5 4/20	5 röda ringar	1 x 6 st	<b>492033</b>	
Introkit	nr 1-5	5 x 1 st	<b>492028</b>	

### S5 Big Apical filar - Sendoline

Kompletterande fil till S5 systemet för en vidare apikal prepartation av kanalen. Fllängd 23 mm.

Sortiment: en av varje fil.



<b>23 mm</b>			
Sortiment		4 x 1 st	<b>492080</b>
Refill fil 4/35		1 x 6 st	<b>492081</b>
Refill fil 4/40		1 x 6 st	<b>492082</b>
Refill fil 4/45		1 x 6 st	<b>492083</b>
Refill fil 4/50		1 x 6 st	<b>492084</b>

# ENDODONTI

## PRODUKTBESKRIVNING

### S5 Retreatment System - *Sendoline*

För avlägsnande av gammal guttaperka. Filarnas markering 1, 2, 3 och 4 motsvarar programinställningarna på S5 endomotor.



## FÖRPACKNING

## ART.NR

Kit, fil 1-4		4 x 1 st	<b>492035</b>
Refill 1		1 x 6 st	<b>492036</b>
Refill 2		1 x 6 st	<b>492037</b>
Refill 3		1 x 6 st	<b>492038</b>
Refill 4		1 x 6 st	<b>492039</b>

### NiTi-Tee Engine - *Sendoline*

Fil i nickeltitanlegering med säkerhetsspets som ökar flexibilitet och effektivitet. Passar de flesta roterande endovinkelstycken.

Set: en av varje storlek.



<b>17 mm</b>			
Taper 12	ISO 030	1 x 6 st	<b>492002</b>
<b>23 mm</b>			
Taper 4	ISO 020	1 x 6 st	<b>492003</b>
Taper 4	ISO 025	1 x 6 st	<b>492004</b>
Taper 4	ISO 030	1 x 6 st	<b>492005</b>
Taper 6	ISO 030	1 x 6 st	<b>492006</b>
Taper 8	ISO 030	1 x 6 st	<b>492007</b>
Set		1 x 6 st	<b>492000</b>

### Filställ NiTi-Tee - *Sendoline*

Steriliserbart ställ i rostfritt stål, för 8 filar, och med en filhållare i tålig plast. Lätt att använda och iordningsställa inför nästa användning. Locket är försett med en mm-skala för justering av endostopp och en markör för att hålla reda på antal användningar.



Filställ		1 x 1 st	<b>400165</b>
----------	--	----------	---------------

## WaveOne systemet

Renssystem med växlerverkande rörelser och kontinuerlig rotation. Enkelt filval med ISO-färgkodat filbibliotek.

Strömbrytare på handstycket. Från Dentsply Maillefer.

Rekommenderat varvtal:

### X-Smart Plus WaveOne Kit

- *Dentsply Maillefer*

Renssystem med växlerverkande rörelser och kontinuerlig rotation. Enkelt filval med ISO-färgkodat filbibliotek. Strömbrytare på handstycket.

Kit Promo A1035 innehåll: endomotor, filar, pathfil, info dvd samt tydlig bruksanvisning.



Kit		1 x 1 fp	<b>180134</b>
-----	--	----------	---------------

### WaveOne vinkelstycke - *Dentsply Maillefer*

WaveOne vinkelstycke 6:1



Vinkelstycke 6:1		1 x 1 st	<b>180133</b>
------------------	--	----------	---------------

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## WaveOne refill filar - Dentsply Maillefer

Sterilförpackad engångsfil i nickeltitan för maskinell rensning.



Storlek	Färgkod	Förp.	21 mm	25 mm	31 mm
Large 040.08	svart	6 x 1 st	<b>482935</b>	<b>482936</b>	<b>482937</b>
Primary 025.08	röd	6 x 1 st	<b>482930</b>	<b>482931</b>	<b>482932</b>
Small 021.06	gul	6 x 1 st	<b>482925</b>	<b>482926</b>	<b>482927</b>
Sortiment		6 x 1 st	<b>482920</b>	<b>482921</b>	<b>482922</b>

## ProFile Systemet

Maskinellt rensystem med nickel-titanfilrar tillverkade av Dentsply Maillefer. Starka, flexibla nickeltitanfilrar. Roterar mellan 150-350 varv per minut. Tre olika filtyper ingår i systemet:



### ProFile Orifice - Dentsply Maillefer

Nickeltitanfilrar för maskinell rensning 150-350 varv per minut.

Kortare filrar med större taper/konicitet, avsedda för den koronala delen.



Shaper nr 1  
Shaper nr 2  
Shaper nr 3  
Shaper nr 4  
Shaper nr 5  
Shaper nr 6

1 x 6 st **482601**  
1 x 6 st **482602**  
1 x 6 st **482603**  
1 x 6 st **482604**  
1 x 6 st **482605**  
1 x 6 st **482606**

### ProFile.06 - Dentsply Maillefer

Nickeltitanfilrar för maskinell rensning 150-350 varv per minut. För mellersta delen av kanalen.



ISO	Förp.	21 mm:	25 mm:
ISO 15	1 x 6 st	<b>482581</b>	<b>482591</b>
ISO 20	1 x 6 st	<b>482582</b>	<b>482592</b>
ISO 25	1 x 6 st	<b>482583</b>	<b>482593</b>
ISO 30	1 x 6 st	<b>482584</b>	<b>482594</b>
ISO 35	1 x 6 st	<b>482585</b>	<b>482595</b>
ISO 40	1 x 6 st	<b>482586</b>	<b>482596</b>
Sortiment ISO 15-40	1 x 6 st	<b>482580</b>	<b>482590</b>

### ProFile.04 - Dentsply Maillefer

Nickeltitanfilrar för maskinell rensning 150-350 varv per minut. För apikala delen av kanalen.



ISO	Förp.	21 mm:	25 mm:	31 mm:
ISO 15	1 x 6 st	<b>482522</b>	<b>482542</b>	<b>482562</b>
ISO 20	1 x 6 st	<b>482523</b>	<b>482543</b>	<b>482563</b>
ISO 25	1 x 6 st	<b>482524</b>	<b>482544</b>	<b>482564</b>
ISO 30	1 x 6 st	<b>482525</b>	<b>482545</b>	<b>482565</b>
ISO 35	1 x 6 st	<b>482526</b>	<b>482546</b>	<b>482566</b>
ISO 40	1 x 6 st	<b>482527</b>	<b>482547</b>	<b>482567</b>
ISO 45	1 x 6 st	<b>482528</b>	<b>482548</b>	<b>482568</b>
ISO 60	1 x 6 st	<b>482529</b>	<b>482549</b>	<b>482569</b>
ISO 90	1 x 6 st	<b>482530</b>	<b>482550</b>	<b>482570</b>
Sortiment ISO 15-40	1 x 6 st	<b>482520</b>	<b>482540</b>	

# wave • one<sup>®</sup>



- Säkert – den reciprocerande rörelsen minskar risken för fastlåsning
- Enkelt – endast en fil per behandling
- Hygieniskt – alltid en ny fil för varje patient
- Tidsbesparande – förenklad hantering

+  
WE  
KNOW  
ENDO.

DENTSPLY DeTrey | Box 2024 | SE-128 21 Skarpnäck  
Tel 08 685 65 05 | [www.dentsply.se](http://www.dentsply.se)

For better dentistry

**DENTSPLY**  
MAILLEFER

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ProTaper Next

En vidareutveckling av föregångaren Protaper Universal. En enda filsekvens för de allra flesta rotrensningar, färre filar kortare renstid. Variabel taper för en optimerad "crown down" teknik. En unik ormliknande rörelse och en ökad flexibilitet ger bättre spårning, avverkning och noggrannhet även i avancerade kanaler.



### ProTaper Next - Dentsply Maillefer

Specialbehandlade nickeltitanfilor (m-wire). Rek. varvtal 300 Rpm och torquekontroll 2,0 Ncm. 2-3 filar för en behandlingsfrekvens. Färgkodade. Sterilförpackade. Autoklaverbara.

Längd	Förp.	X1	X2	X3	X4	X5	X1-X3
21 mm	6 x 1 st	<b>MD127509</b>	<b>MD127512</b>	<b>MD127515</b>	<b>MD127536</b>	<b>MD127539</b>	<b>MD127542</b>
25 mm	6 x 1 st	<b>MD127510</b>	<b>MD127513</b>	<b>MD127516</b>	<b>MD127537</b>	<b>MD127540</b>	<b>MD127543</b>
31 mm	6 x 1 st	<b>MD127511</b>	<b>MD127514</b>	<b>MD127517</b>	<b>MD127538</b>	<b>MD127541</b>	<b>MD127544</b>

## ProTaper Universal

Nickeltitanfilor med multipel konicitet som förbättrar flexibiliteten, användningseffekten och ger en reducerad utmattning.

Används i vinkelstycke nedväxlat till 300 v/min.

### ProTaper Universal Shaping fil

- Dentsply Maillefer

Shaping filar i refillförpackning.

SX - öppnar koronalt.

S1-S2 - öppnar mot apex



SX	19 mm	1 x 6 st	<b>482803</b>
S1	21 mm	1 x 6 st	<b>482806</b>
S2	21 mm	1 x 6 st	<b>482807</b>
S1	25 mm	1 x 6 st	<b>482810</b>
S2	25 mm	1 x 6 st	<b>482811</b>
S1	31 mm	1 x 6 st	<b>482812</b>
S2	31 mm	1 x 6 st	<b>482813</b>

### ProTaper Universal Finishing fil

- Dentsply Maillefer

Finishing filar i refillförpackning. Vidgar och formar kanalen mot apex.

- F1 - normal kanal
- F2 - vid kanal
- F3 - vid kanal
- F4 - grövre kanaler
- F5 - grövre kanaler



Fil	Förp.	21 mm	25 mm	31 mm
F1	1 x 6 st	<b>482815</b>	<b>482820</b>	<b>482825</b>
F2	1 x 6 st	<b>482816</b>	<b>482821</b>	<b>482826</b>
F3	1 x 6 st	<b>482817</b>	<b>482822</b>	<b>482827</b>
F4	1 x 6 st	<b>482818</b>	<b>482823</b>	<b>482828</b>
F5	1 x 6 st	<b>482819</b>	<b>482824</b>	<b>482829</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ProTaper Universal Starter Kit

- Dentsply Maillefer

Nickeltitanfilar med multipel konicitet, lämpliga även vid långa, krökta kanaler.

En fil av varje:

SX = 19 mm

S1 = 25 mm

S2 = 25 mm

F1 = 25 mm

F2 = 25 mm

F3 = 25 mm



6 filar, en i varje storlek

1 x 6 st **482801**

## ProTaper revisionsfil - Dentsply Maillefer

Revisionsfil utformad för att avlägsna gammalt fyllnadsmaterial ur kanalerna.



D1 steril 18 mm

D2 steril 18 mm

D3 steril 18 mm

6 x 1 st **MD121438**

6 x 1 st **MD121439**

6 x 1 st **MD121440**

## Filställ ProTaper Universal

- Dentsply Maillefer

Filställ till ProTaper Universal.



Svart

Gult

1 x 1 st **482830**

1 x 1 st **482831**

## Pathfile steril

Pathfile steril - Dentsply Maillefer

Maskinell flexibel NiTi fil. Rekommenderas vid förpreparering av rotkanalen, bibehåller kanalens ursprungliga anatomi. Skapar ett bättre glid i kanalen och minskar därmed frakturrisken.

Rekommenderat varvtal: 300 v/min

Sortiment - 21 mm - 013, 016 och 019

Sortiment - 25 mm - 013, 016 och 019

Sortiment - 31 mm - 013, 016 och 019



**21 mm**

ISO 013

ISO 016

ISO 019

sortiment

6 x 1 st **MD121485**

6 x 1 st **MD121486**

6 x 1 st **MD121487**

6 x 1 st **MD121488**

**25 mm**

ISO 013

ISO 016

ISO 019

sortiment

6 x 1 st **MD121489**

6 x 1 st **MD121490**

6 x 1 st **MD121491**

6 x 1 st **MD121492**

**31 mm**

ISO 013

ISO 016

ISO 019

sortiment

6 x 1 st **MD121494**

6 x 1 st **MD121496**

6 x 1 st **MD121498**

6 x 1 st **MD121500**

## HyFlex CM NiTi filar

HyFlex CM NiTi filar - Coltène

Nickeltitanfil utan formminne + extrem böjlighet vilket ger en överlägsen kanalsökning. Minskar risken för hack, distorsion eller perforation. Återfår formen efter värmebehandling - kan användas flera gånger. Rekommenderat varvtal: 500 v/m.

Endomotorer - Se kapitel Utrustning/Apparater.



19 mm 08/25

25 mm 06/20

25 mm 04/20

25 mm 04/25

25 mm 04/30

25 mm 04/40

25 mm Sortiment

1 x 6 st **492301**

1 x 6 st **492330**

1 x 6 st **492322**

1 x 6 st **492323**

1 x 6 st **492324**

1 x 6 st **492326**

6 x 1 st **492320**

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## MANUELL RENSNING - NICKELTITAN

### Nitiflex filar Orbis

#### Orbis NiTi-flex H

Hedströmsfil i nickeltitanlegering. 25 mm.  
Färgkodad, med stoppring.



#### 25 mm:

ISO 10	lila	1 x 6 st	<b>481370</b>
ISO 15	vit	1 x 6 st	<b>481371</b>
ISO 20	gul	1 x 6 st	<b>481372</b>
ISO 25	röd	1 x 6 st	<b>481373</b>
ISO 30	blå	1 x 6 st	<b>481374</b>
ISO 35	grön	1 x 6 st	<b>481375</b>
ISO 40	svart	1 x 6 st	<b>481376</b>
ISO 45	vit	1 x 6 st	<b>481377</b>
ISO 50	gul	1 x 6 st	<b>481378</b>
ISO 55	röd	1 x 6 st	<b>481379</b>
ISO 60	blå	1 x 6 st	<b>481380</b>

#### Orbis Sure Flex NiTi

S-formad fil i nickeltitanlegering. Färgkodade,  
med stoppring. 21, 25 eller 31 mm.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:	31 mm:
ISO 10	lila	1 x 6 st	<b>481301</b>	<b>481315</b>	<b>481330</b>
ISO 15	vit	1 x 6 st	<b>481302</b>	<b>481316</b>	<b>481331</b>
ISO 20	gul	1 x 6 st	<b>481303</b>	<b>481317</b>	<b>481332</b>
ISO 25	röd	1 x 6 st	<b>481304</b>	<b>481318</b>	<b>481333</b>
ISO 30	blå	1 x 6 st	<b>481305</b>	<b>481319</b>	<b>481334</b>
ISO 35	grön	1 x 6 st	<b>481306</b>	<b>481320</b>	<b>481335</b>
ISO 40	svart	1 x 6 st	<b>481307</b>	<b>481321</b>	<b>481336</b>
ISO 45	vit	1 x 6 st	<b>481308</b>	<b>481322</b>	<b>481337</b>
ISO 50	gul	1 x 6 st	<b>481309</b>	<b>481323</b>	<b>481338</b>
ISO 55	röd	1 x 6 st	<b>481310</b>	<b>481324</b>	<b>481339</b>
ISO 60	blå	1 x 6 st	<b>481311</b>	<b>481325</b>	<b>481340</b>

#### Orbis NiTi-flex K-fil

K-fil i nickeltitanlegering. 21 och 25 mm. Färgkodad,  
med stoppring.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:
ISO 10	lila	1 x 6 st	<b>481250</b>	<b>481265</b>
ISO 15	vit	1 x 6 st	<b>481251</b>	<b>481266</b>
ISO 20	gul	1 x 6 st	<b>481252</b>	<b>481267</b>
ISO 25	röd	1 x 6 st	<b>481253</b>	<b>481268</b>
ISO 30	blå	1 x 6 st	<b>481254</b>	<b>481269</b>
ISO 35	grön	1 x 6 st	<b>481255</b>	<b>481270</b>
ISO 40	svart	1 x 6 st	<b>481256</b>	<b>481271</b>
ISO 45	vit	1 x 6 st	<b>481257</b>	<b>481272</b>
ISO 50	gul	1 x 6 st	<b>481258</b>	<b>481273</b>
ISO 55	röd	1 x 6 st	<b>481259</b>	<b>481274</b>
ISO 60	blå	1 x 6 st	<b>481260</b>	<b>481275</b>



# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Nitiflex filar LM

### LM-EndoMax NiTi K-fil - LM-instruments

Flexibla K-filar i nickel-titanlegering med mjukt, tjockt silikonskaft som ger ett bra grepp. Med säkerhetsspets "bat tip" och stoppring.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:
ISO 15	Vit	1 x 6 st	<b>491082</b>	<b>491102</b>
ISO 20	Gul	1 x 6 st	<b>491083</b>	<b>491103</b>
ISO 25	Röd	1 x 6 st	<b>491084</b>	<b>491104</b>
ISO 30	Blå	1 x 6 st	<b>491085</b>	<b>491105</b>
ISO 35	Grön	1 x 6 st	<b>491086</b>	<b>491106</b>
ISO 40	Svart	1 x 6 st	<b>491087</b>	<b>491107</b>
ISO 45	Vit	1 x 6 st	<b>491088</b>	<b>491108</b>
ISO 50	Gul	1 x 6 st	<b>491089</b>	<b>491109</b>
ISO 55	Röd	1 x 6 st	<b>491090</b>	<b>491110</b>
ISO 60	Blå	1 x 6 st	<b>491091</b>	<b>491111</b>
Sorterade ISO 15-40	En per storlek	1 x 6 st	<b>491080</b>	<b>491100</b>

## Nitiflex filar Maillefer

### Nitiflex K-fil - Dentsply Maillefer

Flexibla K-filar i nickel-titanlegering A012N. Med säkerhetsspets "bat tip". Med stoppring. 21 mm resp. 25 mm.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:
ISO 15	Vit	1 x 6 st	<b>482350</b>	<b>482370</b>
ISO 20	Gul	1 x 6 st	<b>482351</b>	<b>482371</b>
ISO 25	Röd	1 x 6 st	<b>482352</b>	<b>482372</b>
ISO 30	Blå	1 x 6 st	<b>482353</b>	<b>482373</b>
ISO 35	Grön	1 x 6 st	<b>482354</b>	<b>482374</b>
ISO 40	Svart	1 x 6 st	<b>482355</b>	<b>482375</b>
ISO 45	Vit	1 x 6 st	<b>482356</b>	<b>482376</b>
ISO 50	Gul	1 x 6 st	<b>482357</b>	<b>482377</b>
ISO 55	Röd	1 x 6 st	<b>482358</b>	<b>482378</b>
ISO 60	Blå	1 x 6 st	<b>482359</b>	<b>482379</b>

## NiTi-filar Sendoline

### S-fil NiTi - Sendoline

S-fil i nickeltitanlegering, för manuell rensning. Med färgkodade skaft i längderna 21 och 25 mm. Skärande dubbeleggad profil. Extremt flexibel, ingen deformation av filen. Håller skärpan länge.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm	25 mm
ISO 015	vit	1 x 6 st	<b>491205</b>	<b>491225</b>
ISO 020	gul	1 x 6 st	<b>491206</b>	<b>491226</b>
ISO 025	röd	1 x 6 st	<b>491207</b>	<b>491227</b>
ISO 030	blå	1 x 6 st	<b>491208</b>	<b>491228</b>
ISO 035	grön	1 x 6 st	<b>491209</b>	<b>491229</b>
ISO 040	svart	1 x 6 st	<b>491210</b>	<b>491230</b>
ISO 045	vit	1 x 6 st	<b>491211</b>	<b>491231</b>
ISO 050	gul	1 x 6 st	<b>491212</b>	<b>491232</b>
ISO 055	röd	1 x 6 st	<b>491213</b>	<b>491233</b>
ISO 060	blå	1 x 6 st	<b>491214</b>	<b>491234</b>
ISO 070	grön	1 x 6 st	<b>491215</b>	<b>491235</b>
ISO 080	svart	1 x 6 st	<b>491216</b>	<b>491236</b>

### K-Fil NiTi - Sendoline

K-fil i nickeltitan för manuell rensning med färgkodade skaft.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm	25 mm
ISO 15	vit	1 x 6 st	<b>491305</b>	<b>491325</b>
ISO 20	gul	1 x 6 st	<b>491306</b>	<b>491326</b>
ISO 25	röd	1 x 6 st	<b>491307</b>	<b>491327</b>
ISO 30	blå	1 x 6 st	<b>491308</b>	<b>491328</b>
ISO 35	grön	1 x 6 st	<b>491309</b>	<b>491329</b>
ISO 40	svart	1 x 6 st	<b>491310</b>	<b>491330</b>
ISO 45	vit	1 x 6 st	<b>491311</b>	<b>491331</b>
ISO 50	gul	1 x 6 st	<b>491312</b>	<b>491332</b>
ISO 55	röd	1 x 6 st	<b>491313</b>	<b>491333</b>
ISO 60	blå	1 x 6 st	<b>491314</b>	<b>491334</b>
Sorterade 15-40	En per storlek	1 x 6 st		<b>491320</b>

## MANUELL RENSNING - STANDARDFILAR

### S-formade filar

#### S-fil - Sendoline

Med färgkodade skaft i längderna 21, 25 och 28 mm Utmärkt avverkningsförmåga och spåntransportförmåga. Skärande dubbeleggad profil. Ergonomisk och flexibel.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm	25 mm	28 mm
ISO 008	grå	1 x 6 st	<b>491405</b>	<b>491435</b>	<b>491465</b>
ISO 010	lila	1 x 6 st	<b>491406</b>	<b>491436</b>	<b>491466</b>
ISO 015	vit	1 x 6 st	<b>491407</b>	<b>491437</b>	<b>491467</b>
ISO 020	gul	1 x 6 st	<b>491408</b>	<b>491438</b>	<b>491468</b>
ISO 025	röd	1 x 6 st	<b>491409</b>	<b>491439</b>	<b>491469</b>
ISO 030	blå	1 x 6 st	<b>491410</b>	<b>491440</b>	<b>491470</b>
ISO 035	grön	1 x 6 st	<b>491411</b>	<b>491441</b>	<b>491471</b>
ISO 040	svart	1 x 6 st	<b>491412</b>	<b>491442</b>	<b>491472</b>
ISO 045	vit	1 x 6 st	<b>491413</b>	<b>491443</b>	<b>491473</b>
ISO 050	gul	1 x 6 st	<b>491414</b>	<b>491444</b>	<b>491474</b>
ISO 055	röd	1 x 6 st	<b>491415</b>	<b>491445</b>	<b>491475</b>
ISO 060	blå	1 x 6 st	<b>491416</b>	<b>491446</b>	<b>491476</b>
ISO 070	grön	1 x 6 st	<b>491417</b>	<b>491447</b>	<b>491477</b>
ISO 080	svart	1 x 6 st	<b>491418</b>	<b>491448</b>	<b>491478</b>
ISO 090	vit	1 x 6 st	<b>491419</b>	<b>491449</b>	<b>491479</b>
ISO 100	gul	1 x 6 st	<b>491420</b>	<b>491450</b>	<b>491480</b>
ISO 110	röd	1 x 6 st			<b>491481</b>
ISO 120	blå	1 x 6 st			<b>491482</b>

#### Orbis Sure File - Orbis

Färgkodade, med stoppring. 21 eller 25 mm.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:
ISO 08	silver	1 x 6 st		<b>481221</b>
ISO 10	lila	1 x 6 st	<b>481202</b>	<b>481222</b>
ISO 15	vit	1 x 6 st	<b>481203</b>	<b>481223</b>
ISO 20	gul	1 x 6 st	<b>481204</b>	<b>481224</b>
ISO 25	röd	1 x 6 st	<b>481205</b>	<b>481225</b>
ISO 30	blå	1 x 6 st	<b>481206</b>	<b>481226</b>
ISO 35	grön	1 x 6 st	<b>481207</b>	<b>481227</b>
ISO 40	svart	1 x 6 st	<b>481208</b>	<b>481228</b>
ISO 45	vit	1 x 6 st	<b>481209</b>	<b>481229</b>
ISO 50	gul	1 x 6 st	<b>481210</b>	<b>481230</b>
ISO 55	röd	1 x 6 st	<b>481211</b>	<b>481231</b>
ISO 60	blå	1 x 6 st	<b>481212</b>	<b>481232</b>
ISO 70	grön	1 x 6 st	<b>481213</b>	<b>481233</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Hedströmsfilor Orbis

### Orbis Hedströmsfilor

Hedströmsfil refill 25 mm. Rostfritt stål med färgkodat skaft och stoppring.



ISO	Färgkod	Förp.	25 mm
ISO 08	Grå	1 x 6 st	<b>491822</b>
ISO 10	Lila	1 x 6 st	<b>491823</b>
ISO 15	Vit	1 x 6 st	<b>491824</b>
ISO 20	Gul	1 x 6 st	<b>491825</b>
ISO 25	Röd	1 x 6 st	<b>491826</b>
ISO 30	Blå	1 x 6 st	<b>491827</b>
ISO 35	Grön	1 x 6 st	<b>491828</b>
ISO 40	Svart	1 x 6 st	<b>491829</b>
ISO 45	Vit	1 x 6 st	<b>491830</b>
ISO 50	Gul	1 x 6 st	<b>491831</b>
ISO 55	Röd	1 x 6 st	<b>491832</b>
ISO 60	Blå	1 x 6 st	<b>491833</b>
ISO 70	Grön	1 x 6 st	<b>491834</b>
ISO 80	Svart	1 x 6 st	<b>491835</b>
Sorterade 15-40	En per storlek	1 x 6 st	<b>491820</b>
Sorterade 45-80	En per storlek	1 x 6 st	<b>491821</b>

### Hedströmsfilor - Mani

Hedströmsfil. Rostfritt stål med färgat skaft och stoppring. Finns i längderna 21, 25 och 28 mm. ISO storlekar 08-80.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm	25 mm	28 mm
ISO 08	Grå	1 x 6 st		<b>492119</b>	
ISO 10	Lila	1 x 6 st	<b>492101</b>	<b>492120</b>	<b>492140</b>
ISO 15	Vit	1 x 6 st	<b>492102</b>	<b>492121</b>	<b>492141</b>
ISO 20	Gul	1 x 6 st	<b>492103</b>	<b>492122</b>	<b>492142</b>
ISO 25	Röd	1 x 6 st	<b>492104</b>	<b>492123</b>	<b>492143</b>
ISO 30	Blå	1 x 6 st	<b>492105</b>	<b>492124</b>	<b>492144</b>
ISO 35	Grön	1 x 6 st	<b>492106</b>	<b>492125</b>	<b>492145</b>
ISO 40	Svart	1 x 6 st	<b>492107</b>	<b>492126</b>	<b>492146</b>
ISO 45	Vit	1 x 6 st	<b>492108</b>	<b>492127</b>	<b>492147</b>
ISO 50	Gul	1 x 6 st	<b>492109</b>	<b>492128</b>	<b>492148</b>
ISO 55	Röd	1 x 6 st	<b>492110</b>	<b>492129</b>	<b>492149</b>
ISO 60	Blå	1 x 6 st	<b>492111</b>	<b>492130</b>	<b>492150</b>
ISO 70	Grön	1 x 6 st	<b>492112</b>	<b>492131</b>	
ISO 80	Svart	1 x 6 st	<b>492113</b>	<b>492132</b>	
Sorterade 15-40	En per storlek	1 x 6 st		<b>492133</b>	
Sorterade 45-80	En per storlek	1 x 6 st		<b>492134</b>	

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Hedströmsfilar FKG

### Hedströmsfilar - FKG Dentaire

Tillverkade av rostfritt stål med färgade skaft. Inkl. stoppring. "Säkerhetsspets" på alla filar upp t.o.m ISO 40 gör att filens spets undviker ojämnheter i kanalen. 21 eller 25 mm.



Färgkod	ISO	Förp.	21 mm	25 mm
ISO 08	silver	1 x 6 st		<b>480941</b>
ISO 10	lila	1 x 6 st	<b>480922</b>	<b>480942</b>
ISO 15	vit	1 x 6 st	<b>480923</b>	<b>480943</b>
ISO 20	gul	1 x 6 st	<b>480924</b>	<b>480944</b>
ISO 25	röd	1 x 6 st	<b>480925</b>	<b>480945</b>
ISO 30	blå	1 x 6 st	<b>480926</b>	<b>480946</b>
ISO 35	grön	1 x 6 st	<b>480927</b>	<b>480947</b>
ISO 40	svart	1 x 6 st	<b>480928</b>	<b>480948</b>
ISO 45	vit	1 x 6 st	<b>480929</b>	<b>480949</b>
ISO 50	gul	1 x 6 st	<b>480930</b>	<b>480950</b>
ISO 55	röd	1 x 6 st	<b>480931</b>	<b>480951</b>
ISO 60	blå	1 x 6 st	<b>480932</b>	<b>480952</b>
ISO 70	grön	1 x 6 st	<b>480933</b>	<b>480953</b>
ISO 80	svart	1 x 6 st		<b>480954</b>

## Hedströmsfilar Sendoline

### H-fil - Sendoline

Slipad profil enligt Hedström, bra avverkningsförmåga, skär- och spetsvinklarna 90 grader. Utformade för att på ett effektivt sätt forma och vidga kanalen. Avståndet mellan eggarna ökar från spetsen till handtaget, vilket ger ett flexibelt instrument. H-filen används med en filande upp- och nedgående rörelse. 21, 25 och 28 mm.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:	28 mm:
ISO 006	rosa	1 x 6 st		<b>491534</b>	
ISO 008	grå	1 x 6 st	<b>491505</b>	<b>491535</b>	<b>491565</b>
ISO 010	lila	1 x 6 st	<b>491506</b>	<b>491536</b>	<b>491566</b>
ISO 015	vit	1 x 6 st	<b>491507</b>	<b>491537</b>	<b>491567</b>
ISO 020	gul	1 x 6 st	<b>491508</b>	<b>491538</b>	<b>491568</b>
ISO 025	röd	1 x 6 st	<b>491509</b>	<b>491539</b>	<b>491569</b>
ISO 030	blå	1 x 6 st	<b>491510</b>	<b>491540</b>	<b>491570</b>
ISO 035	grön	1 x 6 st	<b>491511</b>	<b>491541</b>	<b>491571</b>
ISO 040	svart	1 x 6 st	<b>491512</b>	<b>491542</b>	<b>491572</b>
ISO 045	vit	1 x 6 st	<b>491513</b>	<b>491543</b>	<b>491573</b>
ISO 050	gul	1 x 6 st	<b>491514</b>	<b>491544</b>	<b>491574</b>
ISO 055	röd	1 x 6 st	<b>491515</b>	<b>491545</b>	<b>491575</b>
ISO 060	blå	1 x 6 st	<b>491516</b>	<b>491546</b>	<b>491576</b>
ISO 070	grön	1 x 6 st	<b>491517</b>	<b>491547</b>	<b>491577</b>
ISO 080	svart	1 x 6 st		<b>491548</b>	<b>491578</b>
ISO 090	vit	1 x 6 st		<b>491549</b>	
Sorterade 15-40	En per storlek	1 x 6 st		<b>491530</b>	
Sorterade 45-80	En per storlek	1 x 6 st		<b>491531</b>	

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Hedströmsfilar LM

### LM-EndoMax Hedstroems - LM-Dental

Hedströmfil. Stort, mjukt och ergonomiskt silikonhandtag med utvecklad fingertoppskänsla. Ger ökat vridmoment som minskar fingrarnas utmattning. Bättre grepp med handskar. 21, 25 eller 31 mm. Rostfritt stål. Inkl. filstopp



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:	31 mm:
ISO 08	Grå	1 x 6 st		<b>490022</b>	<b>490042</b>
ISO 10	Lila	1 x 6 st	<b>490003</b>	<b>490023</b>	<b>490043</b>
ISO 15	Vit	1 x 6 st	<b>490004</b>	<b>490024</b>	<b>490044</b>
ISO 20	Gul	1 x 6 st	<b>490005</b>	<b>490025</b>	<b>490045</b>
ISO 25	Röd	1 x 6 st	<b>490006</b>	<b>490026</b>	<b>490046</b>
ISO 30	Blå	1 x 6 st	<b>490007</b>	<b>490027</b>	<b>490047</b>
ISO 35	Grön	1 x 6 st	<b>490008</b>	<b>490028</b>	<b>490048</b>
ISO 40	Svart	1 x 6 st	<b>490009</b>	<b>490029</b>	<b>490049</b>
ISO 45	Vit	1 x 6 st	<b>490010</b>	<b>490030</b>	<b>490050</b>
ISO 50	Gul	1 x 6 st	<b>490011</b>	<b>490031</b>	<b>490051</b>
ISO 55	Röd	1 x 6 st	<b>490012</b>	<b>490032</b>	<b>490052</b>
ISO 60	Blå	1 x 6 st	<b>490013</b>	<b>490033</b>	<b>490053</b>
ISO 70	Grön	1 x 6 st	<b>490014</b>	<b>490034</b>	
ISO 80	Svart	1 x 6 st			<b>490055</b>
Sorterade 15-40	En per storlek	1 x 6 st	<b>490000</b>	<b>490020</b>	<b>490040</b>
Sorterade 45-80	En per storlek	1 x 6 st		<b>490021</b>	<b>490041</b>

## Hedströmsfilar Maillefer

### Hedström Readysteel - Dentsply Maillefer

Hedströmsfil i rostfritt stål med färgkodade skaft. Filen är sterilförpackad och färdig att använda. Filen har ett runt stålämne och spiralskuren egg, används främst genom drag i koronal riktning. God avverkningsförmåga. Autoklaverbar.



ISO	Förp.	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
ISO 008	6 x 1 st	<b>MD121226</b>	<b>MD121084</b>		<b>MD121150</b>
ISO 010	6 x 1 st	<b>MD121227</b>	<b>MD121085</b>	<b>MD121133</b>	<b>MD121151</b>
ISO 015	6 x 1 st	<b>MD121228</b>	<b>MD121086</b>	<b>MD121134</b>	<b>MD121152</b>
ISO 020	6 x 1 st	<b>MD121229</b>	<b>MD121087</b>	<b>MD121135</b>	<b>MD121153</b>
ISO 025	6 x 1 st	<b>MD121230</b>	<b>MD121088</b>	<b>MD121136</b>	<b>MD121154</b>
ISO 030	6 x 1 st	<b>MD121231</b>	<b>MD121089</b>	<b>MD121137</b>	<b>MD121155</b>
ISO 035	6 x 1 st	<b>MD121232</b>	<b>MD121090</b>	<b>MD121138</b>	<b>MD121156</b>
ISO 040	6 x 1 st	<b>MD121233</b>	<b>MD121091</b>	<b>MD121139</b>	<b>MD121157</b>
ISO 045	6 x 1 st	<b>MD121234</b>	<b>MD121092</b>	<b>MD121140</b>	<b>MD121158</b>
ISO 050	6 x 1 st	<b>MD121235</b>	<b>MD121093</b>	<b>MD121141</b>	<b>MD121159</b>
ISO 055	6 x 1 st	<b>MD121236</b>	<b>MD121094</b>	<b>MD121142</b>	<b>MD121160</b>
ISO 060	6 x 1 st	<b>MD121237</b>	<b>MD121095</b>	<b>MD121143</b>	<b>MD121161</b>
ISO 070	6 x 1 st	<b>MD121238</b>	<b>MD121096</b>		<b>MD121162</b>
ISO 080	6 x 1 st	<b>MD121239</b>	<b>MD121097</b>	<b>MD121145</b>	<b>MD121163</b>
ISO 090	6 x 1 st	<b>MD121240</b>	<b>MD121098</b>	<b>MD121146</b>	<b>MD121164</b>
ISO 100	6 x 1 st		<b>MD121099</b>		<b>MD121165</b>
Sorterade 15-40	6 x 1 st	<b>MD121246</b>	<b>MD121104</b>	<b>MD121147</b>	<b>MD121170</b>
Sorterade 45-80	6 x 1 st	<b>MD121247</b>	<b>MD121105</b>	<b>MD121148</b>	<b>MD121171</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## K-filar Orbis

### K-fil Orbis

Refillförpackning. Rostfritt stål med färgkodat skaft och stoppring. 25 mm. ISO storlek.



### 25 mm

ISO 06	Rosa	1 x 6 st	<b>491882</b>
ISO 08	Grå	1 x 6 st	<b>491883</b>
ISO 10	Lila	1 x 6 st	<b>491884</b>
ISO 15	Vit	1 x 6 st	<b>491885</b>
ISO 20	Gul	1 x 6 st	<b>491886</b>
ISO 25	Röd	1 x 6 st	<b>491887</b>
ISO 30	Blå	1 x 6 st	<b>491888</b>
ISO 35	Grön	1 x 6 st	<b>491889</b>
ISO 40	Svart	1 x 6 st	<b>491890</b>
ISO 45	Vit	1 x 6 st	<b>491891</b>
ISO 50	Grön	1 x 6 st	<b>491892</b>
ISO 55	Röd	1 x 6 st	<b>491893</b>
ISO 60	Blå	1 x 6 st	<b>491894</b>
ISO 70	Grön	1 x 6 st	<b>491895</b>
ISO 80	Svart	1 x 6 st	<b>491896</b>
ISO 15-40	Sort.	1 x 6 st	<b>491880</b>
ISO 45-80	Sort.	1 x 6 st	<b>491881</b>

## K-filar LM

### LM-EndoMax K-files - LM-Dental

K-fil med stort, mjukt och ergonomiskt silikonhandtag med utvecklade fingertoppskänsla. Ger ökat vridmoment som minskar fingrarnas utmattning. Bättre grepp med handskar. Inkl. filstopp. 21, 25 eller 31 mm.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 06	Rosa	1 x 6 st	<b>490062</b>	<b>490082</b>	<b>491002</b>
ISO 08	Grå	1 x 6 st	<b>490063</b>	<b>490083</b>	<b>491003</b>
ISO 10	Lila	1 x 6 st	<b>490064</b>	<b>490084</b>	<b>491004</b>
ISO 15	Vit	1 x 6 st	<b>490065</b>	<b>490085</b>	<b>491005</b>
ISO 20	Gul	1 x 6 st	<b>490066</b>	<b>490086</b>	<b>491006</b>
ISO 25	Röd	1 x 6 st	<b>490067</b>	<b>490087</b>	<b>491007</b>
ISO 30	Blå	1 x 6 st	<b>490068</b>	<b>490088</b>	<b>491008</b>
ISO 35	Grön	1 x 6 st	<b>490069</b>	<b>490089</b>	<b>491009</b>
ISO 40	Svart	1 x 6 st	<b>490070</b>	<b>490090</b>	<b>491010</b>
ISO 45	Vit	1 x 6 st	<b>490071</b>	<b>490091</b>	<b>491011</b>
ISO 50	Gul	1 x 6 st	<b>490072</b>	<b>490092</b>	<b>491012</b>
ISO 55	Röd	1 x 6 st	<b>490073</b>	<b>490093</b>	<b>491013</b>
ISO 60	Blå	1 x 6 st	<b>490074</b>	<b>490094</b>	<b>491014</b>
ISO 70	Grön	1 x 6 st	<b>490075</b>	<b>490095</b>	<b>491015</b>
ISO 80	Svart	1 x 6 st	<b>490076</b>	<b>490096</b>	<b>491016</b>
Sorterade 15-40	En per storlek	1 x 6 st	<b>490060</b>	<b>490080</b>	<b>491000</b>
Sorterade 45-80	En per storlek	1 x 6 st	<b>490061</b>	<b>490081</b>	<b>491001</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## K-filar FKG

### K-filar - FKG Dentaire

Standard. Färgade skaft med stoppring. "Säkerhetspets" på alla filar upp t.o.m ISO 40 gör att filens spets undviker ojämnheter i kanalen.

21 eller 25 mm.



#### 21 mm:

violett	ISO 10	1 x 6 st	<b>480187</b>
vit	ISO 15	1 x 6 st	<b>480188</b>
gul	ISO 20	1 x 6 st	<b>480189</b>
röd	ISO 25	1 x 6 st	<b>480190</b>

#### 25 mm:

violett	ISO 10	1 x 6 st	<b>480209</b>
vit	ISO 15	1 x 6 st	<b>480210</b>
gul	ISO 20	1 x 6 st	<b>480211</b>
röd	ISO 25	1 x 6 st	<b>480212</b>
blå	ISO 30	1 x 6 st	<b>480213</b>
grön	ISO 35	1 x 6 st	<b>480214</b>
svart	ISO 40	1 x 6 st	<b>480215</b>

## K-filar Maillefer

### K-fil Readysteel - Dentsply Maillefer

A012D. Handfil i stål. Presteriliserad blisterförpackning.



ISO	Förp.	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 006	6 x 1 st	<b>MD124269</b>	<b>MD124289</b>	
ISO 008	6 x 1 st	<b>MD124270</b>	<b>MD124290</b>	<b>MD124311</b>
ISO 010	6 x 1 st	<b>MD124271</b>	<b>MD124291</b>	<b>MD124312</b>
ISO 015	6 x 1 st	<b>MD124272</b>	<b>MD124292</b>	<b>MD124313</b>
ISO 020	6 x 1 st	<b>MD124273</b>	<b>MD124293</b>	<b>MD124314</b>
ISO 025	6 x 1 st	<b>MD124274</b>	<b>MD124294</b>	<b>MD124315</b>
ISO 030	6 x 1 st	<b>MD124275</b>	<b>MD124295</b>	<b>MD124316</b>
ISO 035	6 x 1 st	<b>MD124276</b>	<b>MD124296</b>	<b>MD124317</b>
ISO 040	6 x 1 st	<b>MD124277</b>	<b>MD124297</b>	<b>MD124318</b>
ISO 045	6 x 1 st	<b>MD124278</b>	<b>MD124298</b>	<b>MD124319</b>
ISO 050	6 x 1 st	<b>MD124279</b>	<b>MD124299</b>	<b>MD124320</b>
ISO 055	6 x 1 st	<b>MD124280</b>	<b>MD124300</b>	<b>MD124321</b>
ISO 060	6 x 1 st	<b>MD124281</b>	<b>MD124301</b>	<b>MD124322</b>
ISO 070	6 x 1 st		<b>MD124302</b>	
ISO 080	6 x 1 st		<b>MD124303</b>	
ISO 090	6 x 1 st	<b>MD124284</b>	<b>MD124304</b>	<b>MD124325</b>
ISO 100	6 x 1 st		<b>MD124305</b>	<b>MD124326</b>
Sorterade 15-40	6 x 1 st	<b>MD124287</b>	<b>MD124308</b>	<b>MD124328</b>
Sorterade 45-80	6 x 1 st	<b>MD124288</b>	<b>MD124309</b>	<b>MD124329</b>



# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## K-Flexofile Readysteel - Dentsply Maillefer

K- flexofile. K fil i rostfritt stål med färgkodade skaft. Filen har spiralvridits kraftigare än en vanlig K fil och är därför mycket flexibel. Filen är sterilförpackad och färdig att använda. Autoklavbar.



ISO	Förp.	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 15	6 x 1 st	<b>MD121205</b>	<b>MD121038</b>	<b>MD121063</b>
ISO 20	6 x 1 st	<b>MD121206</b>	<b>MD121039</b>	<b>MD121064</b>
ISO 25	6 x 1 st	<b>MD121207</b>	<b>MD121040</b>	<b>MD121065</b>
ISO 30	6 x 1 st	<b>MD121208</b>	<b>MD121041</b>	<b>MD121066</b>
ISO 35	6 x 1 st	<b>MD121209</b>	<b>MD121042</b>	<b>MD121067</b>
ISO 40	6 x 1 st	<b>MD121210</b>	<b>MD121043</b>	<b>MD121068</b>
Sorterade 15-40	6 x 1 st	<b>MD121223</b>	<b>MD121057</b>	<b>MD121082</b>

## K-filar Sendoline

### K-fil - Sendoline

Tät spiralvridning, acceptabel avverkningsförmåga, ett skrapande icke skärande instrument. Skär- och spetsvinklarna 60 grader. Filen är designad att öppna upp och förstora kanalen. Maximalt flexibel och tillverkad i svenskt rostfritt stål. Används med en skruvande/filande rörelse. 21, 25 eller 28 mm.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:	28 mm:
ISO 006	rosa	1 x 6 st		<b>491635</b>	
ISO 008	grå	1 x 6 st	<b>491606</b>	<b>491636</b>	<b>491666</b>
ISO 010	lila	1 x 6 st	<b>491607</b>	<b>491637</b>	<b>491667</b>
ISO 015	vit	1 x 6 st	<b>491608</b>	<b>491638</b>	<b>491668</b>
ISO 020	gul	1 x 6 st	<b>491609</b>	<b>491639</b>	<b>491669</b>
ISO 025	röd	1 x 6 st	<b>491610</b>	<b>491640</b>	<b>491670</b>
ISO 030	blå	1 x 6 st	<b>491611</b>	<b>491641</b>	<b>491671</b>
ISO 035	grön	1 x 6 st	<b>491612</b>	<b>491642</b>	<b>491672</b>
ISO 040	svart	1 x 6 st	<b>491613</b>	<b>491643</b>	<b>491673</b>
ISO 045	vit	1 x 6 st		<b>491644</b>	<b>491674</b>
ISO 050	gul	1 x 6 st		<b>491645</b>	<b>491675</b>
ISO 055	röd	1 x 6 st		<b>491646</b>	<b>491676</b>
ISO 060	blå	1 x 6 st		<b>491647</b>	<b>491677</b>
ISO 070	grön	1 x 6 st		<b>491648</b>	
ISO 080	svart	1 x 6 st		<b>491649</b>	
ISO 090	vit	1 x 6 st		<b>491650</b>	
Sorterade 15-40		1 x 6 st		<b>491630</b>	
Sorterade 45-80		1 x 6 st		<b>491631</b>	

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## REAMERS

### Orbis Reamers

Rostfritt stål med färgkodat skaft och stoppring.  
25 mm.



#### 25 mm:

ISO 08	Grå	1 x 6 st	<b>491922</b>
ISO 10	Lila	1 x 6 st	<b>491923</b>
ISO 15	Vit	1 x 6 st	<b>491924</b>
ISO 20	Gul	1 x 6 st	<b>491925</b>
ISO 25	Röd	1 x 6 st	<b>491926</b>
ISO 30	Blå	1 x 6 st	<b>491927</b>
ISO/35	Grön	1 x 6 st	<b>491928</b>
ISO 40	Svart	1 x 6 st	<b>491929</b>
ISO 45	Vit	1 x 6 st	<b>491930</b>
ISO 50	Gul	1 x 6 st	<b>491931</b>
ISO 55	Röd	1 x 6 st	<b>491932</b>
ISO 60	Blå	1 x 6 st	<b>491933</b>
ISO 70	Grön	1 x 6 st	<b>491934</b>
ISO 80	Svart	1 x 6 st	<b>491935</b>
ISO 15-40	Sorterade	1 x 6 st	<b>491920</b>
ISO 45-80	Sorterade	1 x 6 st	<b>491921</b>

### Reamers - FKG Dentaire

Färgade skaft med stoppring. "Säkerhetsspets"  
på alla filar upp t.o.m ISO 40 gör att filens spets  
undviker ojämnheter i kanalen. 21 eller 25 mm.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:
ISO 010	violet	1 x 6 st	<b>481043</b>	<b>481064</b>
ISO 015	vit	1 x 6 st	<b>481044</b>	<b>481065</b>
ISO 020	gul	1 x 6 st	<b>481045</b>	<b>481066</b>
ISO 025	röd	1 x 6 st	<b>481046</b>	<b>481067</b>
ISO 030	blå	1 x 6 st	<b>481047</b>	<b>481068</b>
ISO 035	grön	1 x 6 st	<b>481048</b>	<b>481069</b>
ISO 040	svart	1 x 6 st	<b>481049</b>	<b>481070</b>
ISO 045	vit	1 x 6 st	<b>481050</b>	<b>481071</b>
ISO 050	gul	1 x 6 st	<b>481051</b>	<b>481072</b>
ISO 055	röd	1 x 6 st	<b>481052</b>	<b>481073</b>
ISO 060	blå	1 x 6 st	<b>481053</b>	<b>481074</b>
ISO 070	grön	1 x 6 st	<b>481054</b>	<b>481075</b>
ISO 080	svart	1 x 6 st	<b>481055</b>	<b>481076</b>
ISO 090	vit	1 x 6 st		<b>481077</b>
ISO 100	gul	1 x 6 st		<b>481078</b>
ISO 110	röd	1 x 6 st		<b>481079</b>
ISO 120	blå	1 x 6 st		<b>481080</b>
ISO 130	grön	1 x 6 st		<b>481081</b>
ISO 140	svart	1 x 6 st		<b>481082</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## LM-EndoMax Reamers - LM-Dental

K-fil med stort, mjukt och ergonomiskt silikon-handtag med utvecklad fingertoppskänsla. Ger ökat vridmoment som minskar fingrarnas utmattning. Bättre grepp med handskar. Inkl. filstopp. 21, 25 eller 31 mm.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 08	Grå	1 x 6 st	<b>491022</b>	<b>491042</b>	
ISO 10	Lila	1 x 6 st	<b>491023</b>	<b>491043</b>	<b>491063</b>
ISO 15	Vit	1 x 6 st	<b>491024</b>	<b>491044</b>	<b>491064</b>
ISO 20	Gul	1 x 6 st	<b>491025</b>	<b>491045</b>	<b>491065</b>
ISO 25	Röd	1 x 6 st	<b>491026</b>	<b>491046</b>	<b>491066</b>
ISO 30	Blå	1 x 6 st	<b>491027</b>	<b>491047</b>	<b>491067</b>
ISO 35	Grön	1 x 6 st	<b>491028</b>	<b>491048</b>	<b>491068</b>
ISO 40	Svart	1 x 6 st	<b>491029</b>	<b>491049</b>	<b>491069</b>
ISO 45	Vit	1 x 6 st	<b>491030</b>	<b>491050</b>	<b>491070</b>
ISO 50	Gul	1 x 6 st	<b>491031</b>	<b>491051</b>	<b>491071</b>
ISO 55	Röd	1 x 6 st	<b>491032</b>	<b>491052</b>	<b>491072</b>
ISO 60	Blå	1 x 6 st	<b>491033</b>	<b>491053</b>	<b>491073</b>
ISO 70	Grön	1 x 6 st	<b>491034</b>	<b>491054</b>	<b>491074</b>
ISO 80	Svart	1 x 6 st		<b>491055</b>	
Sorterade 15-40	En per storlek	1 x 6 st	<b>491020</b>		<b>491060</b>
Sorterade 45-80	En per storlek	1 x 6 st		<b>491041</b>	

## Reamer Mani - Mani

Rostfritt stål med färgat skaft och stoppring.



ISO	Förp.	21 mm	25 mm
ISO 08	1 x 6 st	<b>492400</b>	<b>492420</b>
ISO 10	1 x 6 st	<b>492401</b>	<b>492421</b>
ISO 15	1 x 6 st	<b>492402</b>	<b>492422</b>
ISO 20	1 x 6 st	<b>492403</b>	<b>492423</b>
ISO 25	1 x 6 st	<b>492404</b>	<b>492424</b>
ISO 30	1 x 6 st	<b>492405</b>	<b>492425</b>
ISO 35	1 x 6 st	<b>492406</b>	<b>492426</b>
ISO 40	1 x 6 st	<b>492407</b>	<b>492427</b>
ISO 45	1 x 6 st	<b>492408</b>	<b>492428</b>
ISO 50	1 x 6 st	<b>492409</b>	<b>492429</b>
ISO 55	1 x 6 st	<b>492410</b>	<b>492430</b>
ISO 60	1 x 6 st	<b>492411</b>	<b>492431</b>
ISO 70	1 x 6 st	<b>492412</b>	<b>492432</b>
ISO 80	1 x 6 st	<b>492413</b>	<b>492433</b>
ISO 90	1 x 6 st	<b>492414</b>	
Sorterade 15-40	1 x 6 st		<b>492435</b>
Sorterade 45-80	1 x 6 st		<b>492436</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## K-reamer Readysteel - Dentsply Maillefer

Skaft A011D. Handfil i stål. 21, 25, 28 eller 31 mm. Presteriliserade filar i blisterförpackning.



ISO	Förp.	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm
ISO 008	6 x 1 st	<b>MD124196</b>	<b>MD124215</b>	<b>MD124234</b>	<b>MD124251</b>
ISO 010	6 x 1 st	<b>MD124197</b>	<b>MD124216</b>	<b>MD124235</b>	<b>MD124252</b>
ISO 015	6 x 1 st	<b>MD124198</b>	<b>MD124217</b>	<b>MD124236</b>	<b>MD124253</b>
ISO 020	6 x 1 st	<b>MD124199</b>	<b>MD124218</b>	<b>MD124237</b>	<b>MD124254</b>
ISO 025	6 x 1 st	<b>MD124200</b>	<b>MD124219</b>	<b>MD124238</b>	<b>MD124255</b>
ISO 030	6 x 1 st	<b>MD124201</b>	<b>MD124220</b>	<b>MD124239</b>	<b>MD124256</b>
ISO 035	6 x 1 st	<b>MD124202</b>	<b>MD124221</b>	<b>MD124240</b>	<b>MD124257</b>
ISO 040	6 x 1 st	<b>MD124203</b>	<b>MD124222</b>	<b>MD124241</b>	<b>MD124258</b>
ISO 045	6 x 1 st	<b>MD124204</b>	<b>MD124223</b>	<b>MD124242</b>	<b>MD124259</b>
ISO 050	6 x 1 st	<b>MD124205</b>	<b>MD124224</b>	<b>MD124243</b>	<b>MD124260</b>
ISO 055	6 x 1 st	<b>MD124206</b>	<b>MD124225</b>	<b>MD124244</b>	<b>MD124261</b>
ISO 060	6 x 1 st	<b>MD124207</b>	<b>MD124226</b>	<b>MD124245</b>	<b>MD124262</b>
ISO 070	6 x 1 st	<b>MD124208</b>	<b>MD124227</b>	<b>MD124246</b>	<b>MD124263</b>
ISO 080	6 x 1 st	<b>MD124209</b>	<b>MD124228</b>	<b>MD124247</b>	<b>MD124264</b>
ISO 090	6 x 1 st	<b>MD124210</b>	<b>MD124229</b>		

## K-flexreamer Readysteel

- Dentsply Maillefer

Reamerfil i rostfritt stål med färgkodade skaft. Filen har spiralvridits kraftigare och därför är mycket flexibel. Filen är sterilförpackad och färdig att använda. Autoklaverbar.



15	25 mm	6 x 1 st	<b>MD121393</b>
20	25 mm	6 x 1 st	<b>MD121394</b>
25	25 mm	6 x 1 st	<b>MD121395</b>
30	25 mm	6 x 1 st	<b>MD121396</b>
35	25 mm	6 x 1 st	<b>MD121397</b>
40	25 mm	6 x 1 st	<b>MD121398</b>
15-40	25 mm	6 x 1 st	<b>MD121405</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## K-reamer - Sendoline

Glest spiralvriden, mycket bra spåntransport, skärvinkeln 120 grader, spetsvinkeln 60 grader. Skrapande, inte skärande instrument. Designad för att effektivt vidga rotkanalen. Spetsen ger en bra form på den apikala delen. Används med en skruvande rörelse. 21, 25 och 28 mm.



ISO	Färgkod	Förp.	21 mm:	25 mm:	28 mm:
ISO 008	grå	1 x 6 st	<b>491703</b>	<b>491733</b>	<b>491763</b>
ISO 010	lila	1 x 6 st	<b>491704</b>	<b>491734</b>	<b>491764</b>
ISO 015	vit	1 x 6 st	<b>491705</b>	<b>491735</b>	<b>491765</b>
ISO 020	gul	1 x 6 st	<b>491706</b>	<b>491736</b>	<b>491766</b>
ISO 025	röd	1 x 6 st	<b>491707</b>	<b>491737</b>	<b>491767</b>
ISO 030	blå	1 x 6 st	<b>491708</b>	<b>491738</b>	<b>491768</b>
ISO 035	grön	1 x 6 st	<b>491709</b>	<b>491739</b>	<b>491769</b>
ISO 040	svart	1 x 6 st	<b>491710</b>	<b>491740</b>	<b>491770</b>
ISO 045	vit	1 x 6 st	<b>491711</b>	<b>491741</b>	<b>491771</b>
ISO 050	gul	1 x 6 st	<b>491712</b>	<b>491742</b>	<b>491772</b>
ISO 055	röd	1 x 6 st	<b>491713</b>	<b>491743</b>	<b>491773</b>
ISO 060	blå	1 x 6 st	<b>491714</b>	<b>491744</b>	<b>491774</b>
ISO 070	grön	1 x 6 st	<b>491715</b>	<b>491745</b>	<b>491775</b>
ISO 080	svart	1 x 6 st	<b>491716</b>	<b>491746</b>	<b>491776</b>
ISO 090	vit	1 x 6 st		<b>491747</b>	<b>491777</b>
ISO 100	gul	1 x 6 st		<b>491748</b>	<b>491778</b>
Sorterade 15-40	En av varje	1 x 6 st		<b>491730</b>	
Sorterade 45-80	En av varje	1 x 6 st		<b>491731</b>	

## ÖVRIGA ENDOINSTRUMENT

### Nervextraktor Spiro Colorinox - Dentsply Maillefer

Nervextraktorer, 21 mm.



21 mm:

ISO 20	lila	10 x 1 st	<b>482461</b>
ISO 25	vit	10 x 1 st	<b>482462</b>
ISO 30	gul	10 x 1 st	<b>482463</b>
ISO 35	röd	10 x 1 st	<b>482464</b>
ISO 40	blå	10 x 1 st	<b>482465</b>
ISO 50	grön	10 x 1 st	<b>482466</b>
ISO 60	svart	10 x 1 st	<b>482467</b>
ISO 20-60	sorterade	10 x 1 st	<b>482460</b>

### Canal Brush - Roeko

Mikroborste i Polypropylen för rengöring av rotkanaler. Hög rengöringsgrad, ökar spillösningens effekt. Mycket flexibel, låg risk för frakturer. Flergångs, autokooverbara i 134 grader.



ISO 25/0.4	M	1 x 50 st	<b>400041</b>
ISO 20/0.4	S	1 x 50 st	<b>400042</b>
ISO 30/0.4	L	1 x 50 st	<b>400043</b>

### Filställ/endokassett - Nichrominox

Special anpassat för nickeltitan filar med ett teflonställ. Fungerar som både filställ och endokassett. Tillverkad av rostfritt stål, fungerar med alla gängse steriliseringsförfaranden när kassetten är stängd. Markör för att visa hur många gånger filarna är använda. Måttskala i millimeter för att mäta fillängden finns på lockets undersida. Med 8 eller 12 hål.



8 hål	1 x 1 st	<b>400190</b>
12 hål	1 x 1 st	<b>400191</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Filställ K1M

För begagnade rotkanalsinstrument, 50x50x30 mm. Med måttkala i mm och hållare för filstopp. Utbytbar skumplastinsats. Passar alla standard-brickor.



1 x 1 st **400075**

## Skumplastinsats

Skumplastinsats för KM filställ.



1 x 50 st **400076**

## Cleangrip filställ - Directa

Runt filrengöringsställ, används med skumplast-rondeller.



1 x 1 st **400083**

## Skumplastrondeller

Skumplastrondell för Cleangrip filställ.



1 x 500 st **400085**

## Filställ 24S

I eloxerad aluminium för 24 filar och skumplastinsats för använda filar. 80 x 40 x 25 mm.



1 x 1 st **400086**

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Skumplastinsats

Skumplastinsats för filställ 24S.



1 x 300 st **400087**

## Clean-Stand - Dentsply Maillefer

Ställ 268P för begagnade rotkanalsfiler.

Tillbehör:

Skumplastkuddar 268 S för Clean-Stand.



Ställ, runt

Skumplastkuddar runda

1 x 1 st **482479**

1 x 25 st **482480**

## Mätsticka - Dentsply Maillefer

A0186. För mätning av guttaperkaspetsar. Plast. Autoklaverbar.



1 x 1 st **482495**

## Endo-M Block - Dentsply Maillefer

A0184. Autoklaverbart filställ i aluminium, med mätsticka. Mått: 20x32x147 mm.



1 x 1 st **482490**

## Endo-M Mini - Dentsply Maillefer

A0327. Autoklaverbart filställ i plast, med mätsticka. Mått: 30x20x90 mm.



1 x 1 st **482491**

# ENDODONTI


PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Endometer - Dentsply Maillefer

Mätinstrument/Mätsticka A0178 i aluminium att sätta på fingret, med låsbar markör.



1 x 1 st **482493**

## Endo övningsblock - Dentsply Maillefer

Övningsblock bl a för övning på maskinell rensning. Diameter: 0,15–0,35. Taper .02. A0177, nr 2.



Block A0177, nr 2

1 x 8 st **482492**

## Rotrymmare

### Rotrymmare - Dentatus

För vinkelstycke. 28 resp 33 mm. Refillförpackning eller sortiment. I sortimenten ingår 6 borrar typer. 1 st av varje storlek.



#### 28 mm:

RUA 1  
RUA 2  
RUA 3  
RUA 4  
RUA 5  
RUA 6  
Sortiment RUA 1-6

1 x 3 st **480556**  
1 x 3 st **480557**  
1 x 3 st **480558**  
1 x 3 st **480559**  
1 x 3 st **480560**  
1 x 3 st **480561**  
1 x 6 st **480562**

#### 33 mm:

RUB 1  
RUB 2  
RUB 3  
RUB 4  
RUB 5  
RUB 6  
Sortiment RUB 1-6

1 x 3 st **480563**  
1 x 3 st **480564**  
1 x 3 st **480565**  
1 x 3 st **480566**  
1 x 3 st **480567**  
1 x 3 st **480568**  
1 x 6 st **480569**

### Gates Ultra-short - FKG Dentaire

Rotrymmare - Gates. 25 mm med vinkelstycksfattning i refillförpackning eller sortiment om 6 st.



#### 25 mm:

nr 1 ISO 50  
nr 2 ISO 70  
nr 3 ISO 90  
nr 4 ISO 110  
nr 5 ISO 130  
nr 6 ISO 150  
nr 1-6 sortiment

1 x 6 st **480530**  
1 x 6 st **480531**  
1 x 6 st **480532**  
1 x 6 st **480533**  
1 x 6 st **480534**  
1 x 6 st **480535**  
1 x 6 st **480536**



# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Rotrymmare-Gates - FKG Dentaire

För vinkelstycke. 32 mm. Arbetslängd 19 mm.




### 32 mm:

Nr 1	ISO 50	1 x 6 st	<b>480545</b>
Nr 2	ISO 70	1 x 6 st	<b>480546</b>
Nr 3	ISO 90	1 x 6 st	<b>480547</b>
Nr 4	ISO 110	1 x 6 st	<b>480548</b>
Nr 5	ISO 130	1 x 6 st	<b>480549</b>
Nr 6	ISO 150	1 x 6 st	<b>480550</b>

## Gates 8 - Dentsply Maillefer

Rotrymmare A0008. För vinkelstycke. 19 mm.



### 19 mm:

Nr 1	Diam. 0,5 mm	1 x 6 st	<b>482420</b>
Nr 2	Diam. 0,7 mm	1 x 6 st	<b>482421</b>
Nr 3	Diam. 0,9 mm	1 x 6 st	<b>482422</b>
Nr 4	Diam. 1,1 mm	1 x 6 st	<b>482423</b>
Nr 5	Diam. 1,3 mm	1 x 6 st	<b>482424</b>
Nr 6	Diam. 1,5 mm	1 x 6 st	<b>482425</b>

## Pastaspiraler

### Pastaspiraler - FKG Dentaire

Lentulonål, förstärkt. För vinkelstycke. 21 eller 25 mm.



### 21 mm:

ISO 25	röd	1 x 4 st	<b>480608</b>
ISO 30	blå	1 x 4 st	<b>480609</b>
ISO 35	grön	1 x 4 st	<b>480610</b>
ISO 40	svart	1 x 4 st	<b>480611</b>

### 25 mm:


ISO 25	röd	1 x 4 st	<b>480613</b>
ISO 30	blå	1 x 4 st	<b>480614</b>
ISO 35	grön	1 x 4 st	<b>480615</b>
ISO 40	svart	1 x 4 st	<b>480616</b>

## Lentulo - Dentsply Maillefer

Pastaspiral A0022. Lentulonål. För vinkelstycke. Rostfritt stål.

Fyra olika storlekar: X-fin, fin, medium eller grov i separat refill.

17, 21 respektive 25 mm.



### 17 mm:

Nr 2	Fin	1 x 4 st	<b>482406</b>
Nr 3	Medium	1 x 4 st	<b>482407</b>

### 21 mm:

Nr 1	X-fin	1 x 4 st	<b>482401</b>
Nr 2	Fin	1 x 4 st	<b>482402</b>
Nr 3	Medium	1 x 4 st	<b>482403</b>
Nr 4	Grov	1 x 4 st	<b>482404</b>

### 25 mm:

Nr 1	X-fin	1 x 4 st	<b>482410</b>
Nr 2	Fin	1 x 4 st	<b>482411</b>
Nr 3	Medium	1 x 4 st	<b>482412</b>
Nr 4	Grov	1 x 4 st	<b>482413</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Markörer & Stoppringar

### Silikonstopp - Dentsply Maillefer

A0197. Gula silikonstopp i dispenser.



1 x 200 st **482496**

### Stoppringar för rotkanalsfilar

- FKG Dentaire

Av silikongummi. Steriliserbara. Röntgenkontrasterande. Röda.



1 x 100 st **480592**

### Säkerhetsmarkör SMD - FKG Dentaire

För RaCe fil system,

Hål 0,5 mm för Taper 08, 06, 04, 02.

Hål 0,9 mm för Taper 10.



Gul	0,5 mm	1 x 100 st	<b>480593</b>
Blå	0,5 mm	1 x 100 st	<b>480594</b>
Svart	0,5 mm	1 x 100 st	<b>480595</b>
Gul	0,9 mm	1 x 100 st	<b>480597</b>

### Säkerhetsmarkör BioRaCe SMD

- FKG Dentaire

Markör till BioRaCe filstall att fästa på locket. Blå discs försedda med 4 avtagbara segment.



Blå för BioRace 1 x 50 st **480049**

## FINGERSPREADER

### Finger Spreader - Dentsply Maillefer

Fingerspreader, konisk, nr 0182.

21 eller 25 mm.

Stl A ISO 20 = gul

Stl B ISO 25 = röd

Stl C ISO 30 = blå

Stl D ISO 35 = grön



#### 21 mm

A, gul	1 x 4 st	<b>482451</b>
B, röd	1 x 4 st	<b>482452</b>
C, blå	1 x 4 st	<b>482453</b>
D, grön	1 x 4 st	<b>482454</b>

Sortiment A-D, 21 mm, 4 st/fp

**482450**

#### 25 mm

A, gul	1 x 4 st	<b>482456</b>
B, röd	1 x 4 st	<b>482457</b>
C, blå	1 x 4 st	<b>482458</b>
D, grön	1 x 4 st	<b>482459</b>

Sortiment A-D, 25 mm, 4 st/fp

**482455**

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## KANALFINNARE

### Pathfinder CS - Axis/SybronEndo

Engångsfil av kolstål för lokalisering och penetrering av igenkalkade rotkanaler. Extra långt handtag.

K1 = nr 6 vid handtaget, nr 8 vid spetsen.  
K2 = nr 8 vid handtaget, nr 10 vid spetsen.



#### K1

19 mm  
21 mm  
25 mm

1 x 6 st **480157**  
1 x 6 st **480158**  
1 x 6 st **480161**

#### K2

19 mm  
21 mm  
25 mm

1 x 6 st **480159**  
1 x 6 st **480160**  
1 x 6 st **480162**

### S-finder - Sendoline

För manuell lokalisering och primärrensning. Styv och tunn, designad för att finna och öppna förträngda rotkanaler.



Nr 10 18 mm  
Nr 10 21 mm

1 x 6 st **491490**  
1 x 6 st **491491**

## KOFFERDAM

### Blå kofferdam - Crosstex

Latex, puderfri. Skurna bitar 15,2 x 15,2 cm. Rundade hörn. Medium.



Blå, medium

1 x 40 st **660050**

### Orbis kofferdam i rulle

Latex, lätt pudrad. Rulle, 450 respektive 225 x 15,5 cm.



Ljus, 450 x 15,5, medium  
Ljus, 450 x 15,5 cm, tunn  
Mörk, 450 x 15,5 cm, medium  
Mörk, 450 x 15,5 cm, tunn  
Mörk, 225 x 15,5 cm, tjock

1 x 4,50 m **660070**  
1 x 4,50 m **660071**  
1 x 4,50 m **660073**  
1 x 4,50 m **660074**  
1 x 2,25 m **660072**

### Orbis kofferdam i bit

Latex, lätt pudrad. Kofferdam i bit. 15 x 15 cm. Medium. Mörk.



Medium, mörk

1 x 36 st **660068**

### Kofferdam i rulle, Hygenic - Hygenic

Kofferdam. Latex, lätt pudrad. Rulle 550 cm lång, 15 cm bred.



Medium Ljus/beige  
Medium Mörk/grå

1 x 5,50 m **660058**  
1 x 5,50 m **660061**

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Kofferdam i bit - Hygenic</b> Tjock mörk kofferdam i bitar, 15 x 15 cm.</p>	 Tjock, mörk	1 x 36 st <b>660093</b>
<p><b>Grön kofferdam - Hygenic</b> Grön kofferdam i bit, 15 x 15 cm, medium.</p>	 Grön, medium	1 x 36 st <b>660090</b>
<p><b>Fiesta kofferdam - Hygenic</b> Puderfri latex kofferdam i klippta bitar med vaniljsmak, 15 x 15 cm. Medium, blandade färger.</p>	 Blandade färger, medium	1 x 36 st <b>660086</b>
<p><b>Hygenic non latex kofferdam - Hygenic</b> Latexfri, puderfri kofferdam. Tunn, smidig, havsgrön, i bitar. 15 x 15 cm. Medium.</p>	 Havsgrön, medium	1 x 15 st <b>660054</b>
<p><b>OptraDam - Ivoclar Vivadent</b> Kofferdam av gummi som sätts på plats utan metallklamrar. Det mest utmärkande är dess anatomiska form och flexibilitet. Enkel att sätta på plats även för en ensam person. Kan sitta på plats även vid röntgentagning. 2 vuxenstorlekar: regular och small.</p>	 Sortiment 40 R/40 S Refill Regular Refill Small	1 x 50 st <b>660223</b> 1 x 50 st <b>660224</b> 1 x 50 st <b>660225</b>
<p><b>Flexi Dam non latex - Roeko</b> Röd eller blå superelastisk, latex- och puderfri kofferdam. Dukar i plast 15 x 15 cm. Tjocklek 0.48 - 0.52 mm. Extra elasticitet och draghållfasthet.</p>	 Röd Blå	1 x 30 st <b>660066</b> 1 x 30 st <b>660056</b>



# Vägen till framgångsrik endodonti

001763

www.coltene.com  
 madeleine.andersson@coltene.com  
 Mobil 0707555801

**COLTENE®**

# ENDODONTI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Kool-Dam - Pulpdent

Ljushärdande, flytande kofferdam och blockeringsresin i sprutor. För blockering av underskär vid avtryckstagning. Kan appliceras på stor yta och ljushärdas en gång då materialet ligger kvar på sin plats.



Kit: sprutor 2 x 3 ml, 20 kanyler i två grovlekar  
Kanyl 18G, gröna, tunna,  
Kanyl 20G, rosa, grova,

2 x 3 ml **660080**  
1 x 100 st **660082**  
1 x 100 st **660083**

### Kofferdamhållare Young - Young

Kofferdamhållare Young 2200. Kofferdamhållare i metall, styck.



Young 2200

1 x 1 st **660057**

### Kofferdamhållare böjbar

- Hager & Werken

Hållare av autoklaverbar plast som kan vikas åt sidan. Underlättar tillträde till orala kaviteten. Idealisk vid röntgenfotografering.



1 x 1 st **660063**

### Kofferdamhållare

Av plast. Släpper igenom röntgenstrålning. Steriliserbar i autoklav eller hetluft.



1 x 1 st **660067**

### Kofferdamhållare - Ivory

U-formad metall.



1 x 1 st **660064**

# ENDODONTI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Wedget Kofferdamtråd - Hygenic

Kofferdamligatur för att fixera kofferdam.



XSmall  
Small  
Large

blå  
gul  
orange

1 x 2,30 m **660096**  
1 x 2,30 m **660097**  
1 x 2,30 m **660098**

### FixaFloss - Axis/SybronEndo

En vaxad tandtråd med konisk klammerfunktion för en skonsam fixering av kofferdam utan klamrar i anteriora områden. Kan även användas för posterior fixering av kofferdam. Längd 34 cm.



Längd 34 cm

1 x 20 st **660102**

### SoftClamp - Axis/SybronEndo

Universell klammer för molarer, tillverkad i skonsam polymer. Anpassad för alla typer av kofferdam. Kan autoklaveras.



General Kit 5250

1 x 5 st **660100**

### Fiesta kofferdamklammer - Hygenic

Färgkodade klamrar med vingar för enklare identifiering. Blästrad matt yta. Rostfritt material rakt igenom klammern.



Kit Fiesta System 9: 9 färgkodade klamrar plus rostfritt ställ med färgkodade fästen. Klamrar som ingår är nr: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A.

1 x 1 st **660515**

# ENDODONTI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Fiesta refill klammer - Hygenic

Färgkodade klamrar med vingar.

Nr 2 = brun, premolar och incisiver ök

Nr 2A = grön, premolarer och incisiver ök

Nr 12A = gul, tandad, molar höger uk/vänster ök

Nr 13A = lila, tandad klammer, molar vänster uk/höger ök


Nr 7 = ljusblå, universalklammer för uk molarer

Nr 4 = orange, små ök molarer

Nr 14A = mörkblå, molarer, delvis erupterade molarer

Nr 8A = svart, små molarer, delvis erupterade molarer

Nr 9 = röd, incisiver



Nr 2	1 x 1 st	<b>660516</b>
Nr 2A	1 x 1 st	<b>660517</b>
Nr 12A	1 x 1 st	<b>660523</b>
Nr 13A	1 x 1 st	<b>660524</b>
Nr 7	1 x 1 st	<b>660519</b>
Nr 4	1 x 1 st	<b>660518</b>
Nr 14A	1 x 1 st	<b>660522</b>
Nr 8A	1 x 1 st	<b>660520</b>
Nr 9	1 x 1 st	<b>660521</b>

### Kofferdamklammer - Ivory

Rostfritt material rakt igenom klammern.



Nr 00	små tänder	1 x 1 st	<b>660123</b>
Nr 0	små tänder	1 x 1 st	<b>660124</b>
Nr 1 A	incisiver	1 x 1 st	<b>660125</b>
Nr 6	incisiver	1 x 1 st	<b>660110</b>
Nr 9	incisiver	1 x 1 st	<b>660111</b>
Nr 2	premolarer	1 x 1 st	<b>660114</b>
Nr 27 N	premolarer	1 x 1 st	<b>660115</b>
Nr 1	premolarer	1 x 1 st	<b>660113</b>
Nr 7	molarer	1 x 1 st	<b>660126</b>
Nr 26 N	molarer	1 x 1 st	<b>660116</b>
Nr 28 N	molarer	1 x 1 st	<b>660117</b>
Nr 14 A	stora molarer	1 x 1 st	<b>660120</b>
Nr 14	små molarer	1 x 1 st	<b>660121</b>

### Kofferdamklammer UK - Ivory

Rostfritt material rakt igenom klammern. För UK premolarer/UK molarer.




Nr 12 A	höger	1 x 1 st	<b>660127</b>
Nr 13 A	vänster	1 x 1 st	<b>660128</b>

## PAPPERSPETSAR

### Orbis papperspetsar

Färgkodade på toppen. Storlekar enl. ISO-standard. Steriiserade. 28 mm. Individuella refillter respektive sortiment med sorterade storlekar.



#### 28 mm:

ISO 15	vit	1 x 200 st	<b>480860</b>
ISO 20	gul	1 x 200 st	<b>480861</b>
ISO 25	röd	1 x 200 st	<b>480862</b>
ISO 30	blå	1 x 200 st	<b>480863</b>
ISO 35	grön	1 x 200 st	<b>480864</b>
ISO 40	svart	1 x 200 st	<b>480865</b>
ISO 45	vit	1 x 200 st	<b>480866</b>
ISO 50	gul	1 x 200 st	<b>480867</b>
ISO 55	röd	1 x 200 st	<b>480868</b>
ISO 60	blå	1 x 200 st	<b>480869</b>
ISO 70	grön	1 x 200 st	<b>480870</b>
ISO 80	svart	1 x 200 st	<b>480871</b>
ISO 15-40	Sort.	1 x 200 st	<b>480872</b>
ISO 45-80	Sort.	1 x 200 st	<b>480873</b>



# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Orbis färgkodade papperspetsar

Sterila papperspetsar. 28 mm. Färgkodade. Anpassad storlek. Hög absorptionsförmåga. Individuella refillar respektive sortiment med sorterade storlekar.



28 mm:

ISO 10	röd	36 x 5 st	<b>480875</b>
ISO 15	vit	36 x 5 st	<b>480876</b>
ISO 20	gul	36 x 5 st	<b>480877</b>
ISO 25	röd	36 x 5 st	<b>480878</b>
ISO 30	blå	36 x 5 st	<b>480879</b>
ISO 35	grön	36 x 5 st	<b>480880</b>
ISO 40	svart	36 x 5 st	<b>480881</b>
ISO 45	vit	36 x 5 st	<b>480882</b>
ISO 50	gul	36 x 5 st	<b>480883</b>
ISO 55	röd	36 x 5 st	<b>480884</b>
ISO 60	blå	36 x 5 st	<b>480885</b>
ISO 70	grön	36 x 5 st	<b>480886</b>
ISO 80	svart	36 x 5 st	<b>480887</b>
ISO 90	vit	36 x 5 st	<b>480888</b>
ISO 15-40	Sort.	36 x 5 st	<b>480889</b>
ISO 45-80	Sort.	36 x 5 st	<b>480890</b>

## S5 Paper Points - Sendoline

S5 Paper Points används för att suga upp vätska under rotkanalsbehandling. Sendoline S5 paper points är en del av S5 konceptet och dess storlek och form är anpassade till S5 Rotary files samt S5 gutta percha points.



stl 2 taper 06/30  
stl 3 taper 04/30

1 x 60 st **481595**  
1 x 60 st **481596**

## Papperspetsar - Roeko

Storlekar enl ISO-standard. Steriliserade. 28 mm.



28 mm:

ISO 15		1 x 200 st	<b>480830</b>
ISO 20	XX-fin	1 x 200 st	<b>480831</b>
ISO 25	X-fin	1 x 200 st	<b>480832</b>
ISO 30		1 x 200 st	<b>480833</b>
ISO 35	Fin	1 x 200 st	<b>480834</b>
ISO 40		1 x 200 st	<b>480835</b>
ISO 45		1 x 120 st	<b>480836</b>
ISO 50		1 x 120 st	<b>480837</b>
ISO 55	Grov	1 x 120 st	<b>480838</b>
ISO 60		1 x 120 st	<b>480839</b>
ISO 70		1 x 120 st	<b>480840</b>
ISO 80		1 x 120 st	<b>480841</b>

## Top color - Roeko

Papperspetsar. Färgkodade enl. ISO-normen. Storlekar enl. ISO-standard. Steriliserade. 28 mm. Individuella refillar resp. sortiment med sorterade storlekar.



28 mm:

ISO 15	vit	1 x 200 st	<b>480810</b>
ISO 20	gul	1 x 200 st	<b>480811</b>
ISO 25	röd	1 x 200 st	<b>480812</b>
ISO 30	blå	1 x 200 st	<b>480813</b>
ISO 35	grön	1 x 200 st	<b>480814</b>
ISO 40	svart	1 x 200 st	<b>480815</b>
ISO 45	vit	1 x 120 st	<b>480816</b>
ISO 50	gul	1 x 120 st	<b>480817</b>
ISO 55	röd	1 x 120 st	<b>480818</b>
ISO 60	blå	1 x 120 st	<b>480819</b>
ISO 70	grön	1 x 120 st	<b>480820</b>
ISO 80	svart	1 x 120 st	<b>480821</b>
ISO 15-40	Sort.	1 x 200 st	<b>480825</b>
ISO 45-80	Sort.	1 x 120 st	<b>480826</b>

## WaveOne sterila papperspetsar

- Dentsply Maillefer

Sorterade sterila papperspetsar: 60 small, 60 primary, 60 large. Anpassade till Maillefers Wave One maskinella renssystem.



Sortiment	1 x 180 st	<b>481890</b>
Small refill	1 x 180 st	<b>481891</b>
Primary refill	1 x 180 st	<b>481892</b>
Large refill	1 x 180 st	<b>481893</b>

# ENDODONTI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Paper Points - Dentsply Maillefer

A 022T. Steriliserade. 27 mm. Storlekar enl ISO-standard. Taper 0.2. Passar ProFile, System GT eller ProTaper. Individuella refiller resp. sortiment med sorterade storlekar.



#### 27 mm - Taper 0.2:

ISO 10	röd	1 x 180 st	<b>481803</b>
ISO 15	vit	1 x 180 st	<b>481804</b>
ISO 20	gul	1 x 180 st	<b>481805</b>
ISO 25	röd	1 x 180 st	<b>481806</b>
ISO 30	blå	1 x 180 st	<b>481807</b>
ISO 35	grön	1 x 180 st	<b>481808</b>
ISO 40	svart	1 x 180 st	<b>481809</b>
ISO 45	vit	1 x 180 st	<b>481810</b>
ISO 50	gul	1 x 180 st	<b>481811</b>
ISO 55	röd	1 x 180 st	<b>481812</b>
ISO 60	blå	1 x 180 st	<b>481813</b>
ISO 70	grön	1 x 180 st	<b>481814</b>
ISO 80	svart	1 x 180 st	<b>481815</b>
ISO 90	vit	1 x 180 st	<b>481816</b>
ISO 15-40	Sort.	1 x 180 st	<b>481800</b>
ISO 45-80	Sort.	1 x 180 st	<b>481801</b>

### Paper Points - Dentsply Maillefer

A 022R  
27 mm. Färgkodade lock. Storlekar enl ISO-standard. 2%. Lämpliga för rensning med ProFile, System GT eller ProTaper. Individuella refiller respektive sortiment med sorterade storlekar.



#### 27 mm - Taper 0.2:

ISO 15	vit	1 x 180 st	<b>481829</b>
ISO 20	gul	1 x 180 st	<b>481830</b>
ISO 25	röd	1 x 180 st	<b>481831</b>
ISO 30	blå	1 x 180 st	<b>481832</b>
ISO 35	grön	1 x 180 st	<b>481833</b>
ISO 40	svart	1 x 180 st	<b>481834</b>
ISO 45	vit	1 x 180 st	<b>481835</b>
ISO 50	gul	1 x 180 st	<b>481836</b>
ISO 55	röd	1 x 180 st	<b>481837</b>
ISO 60	blå	1 x 180 st	<b>481838</b>
ISO 70	grön	1 x 180 st	<b>481839</b>
ISO 80	svart	1 x 180 st	<b>481840</b>
ISO 90	vit	1 x 90 st	<b>481841</b>
ISO 100	gul	1 x 90 st	<b>481842</b>
ISO 110	röd	1 x 90 st	<b>481843</b>
ISO 120	blå	1 x 90 st	<b>481844</b>
ISO 15-40	Sort.	1 x 180 st	<b>481825</b>
ISO 45-80	Sort.	1 x 180 st	<b>481826</b>

### Paper Points - Dentsply Maillefer

A 022J  
27 mm. Färgkodade lock. Storlekar enl ISO-standard. 4%. Individuella refiller respektive sortiment med sorterade storlekar.



#### 27 mm - Taper 0.4:

ISO 20	gul	1 x 180 st	<b>481853</b>
ISO 25	röd	1 x 180 st	<b>481854</b>
ISO 30	blå	1 x 180 st	<b>481855</b>
ISO 35	grön	1 x 180 st	<b>481856</b>
ISO 40	svart	1 x 180 st	<b>481857</b>
ISO 45	vit	1 x 180 st	<b>481858</b>
ISO 60	blå	1 x 180 st	<b>481861</b>
ISO 90	vit	1 x 180 st	<b>481864</b>
ISO 15-40	Sort.	1 x 180 st	<b>481850</b>

### Paper Points - Dentsply Maillefer

A 022K  
27 mm. Färgkodade lock. Storlekar enl ISO-standard. 6%. Individuella refiller respektive sortiment med sorterade storlekar.



#### 27 mm - Taper 0.6:

ISO 20	gul	1 x 180 st	<b>481873</b>
ISO 25	röd	1 x 180 st	<b>481874</b>
ISO 30	blå	1 x 180 st	<b>481875</b>
ISO 35	grön	1 x 180 st	<b>481876</b>
ISO 40	svart	1 x 180 st	<b>481877</b>
ISO 15-40	Sort.	1 x 180 st	<b>481870</b>

# ENDODONTI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### ProTaper Universal - Dentsply Maillefer

Pappersspetsar som rensar och rengör. Perfekt anpassade till Protaper finishing filar. Enkel färgkodning som stämmer överens med filarna.

- F1 ISO 020 Taper 5%
- F2 ISO 025 Taper 5%
- F3 ISO 030 Taper 5%
- F4 ISO 040 Taper 4%
- F5 ISO 050 Taper 3%



F1-F3	1 x 180 st	<b>481880</b>
F4-F5	1 x 180 st	<b>481881</b>
F1	1 x 180 st	<b>481882</b>
F2	1 x 180 st	<b>481883</b>
F3	1 x 180 st	<b>481884</b>

### ProTaper Next pappersspetsar

- Dentsply Maillefer

Sterila, absorberande papperspoints. Matchande storlekar till ProTaper Next filsystem. Enkel färgkodning som överensstämmer med filarnas.



X2	1 x 180 st	<b>MD125689</b>
X3	1 x 180 st	<b>MD125690</b>
X2/X3 sortiment	2 x 90 st	<b>MD125693</b>
X4/X5 sortiment	2 x 90 st	<b>MD125694</b>

## ANTIBAKTERIELL RENGÖRING

### Calasept EDTA Solution - Nordiska Dental

EDTA 17 % vätska. Avlägsnar smear layer och oorganisk substans, minimerar risken för filfraktur. Ger bättre adhesion mella kanalvägg och fyllnadsmaterialet. Sprutan skruvas fast på flasköppningen vid påfyllning.



EDTA 17%	1 x 100 ml	<b>650589</b>
----------	------------	---------------

### Tubulicid Plus - Dental Therapeutics

För rengöring av rotkanaler. Antibakteriellt.



	1 x 100 ml	<b>650561</b>
	1 x 250 ml	<b>650557</b>







### EDTA Solution - Pulpdent

EDTA lösning - 17% - för rengöring av rotkanaler samt för att avlägsna smear layer. Buffrad till ett neutralt pH-värde. Flaska.



Flaska	1 x 60 ml	<b>650564</b>
--------	-----------	---------------

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>File Rite EDTA gel - Pulpdent</b></p> <p>17% EDTA gel som underlättar rengöring och formgivning av rotkanalen. Orange, 5 gram gel i spruta.</p> 	<p>Sprutor Appliceringskanyler</p>	<p>4 x 5 g <b>650565</b> 1 x 50 st <b>650566</b></p>
<p><b>Glyde File Prep - Dentsply Maillefer</b></p> <p>EDTA-gel för rensning och vidgning av rotkanalen.</p> 	<p>Sprutor och 25 st kanyler Appliceringskanyler</p>	<p>2 x 3 ml <b>480745</b> 1 x 50 st <b>480747</b></p>
<h2>ROTREPARATIONSMATERIAL</h2>		
<h3>Temporära - Sealers, inlägg mm</h3>		
<p><b>DT Temporary Dressing</b> - Dental Therapeutics</p> <p>Kalciumhydroxidpasta i lufttäta portionsförpackningar, som förhindrar innehållet att ombildas till kalciumkarbonat. Förvaras i rumstemperatur. Avsett t.ex. som dentinförband under temporära fyllningar och i kombination med fluorimpregnering vid behandling av känsliga tandhalsar.</p> 	<p>Portionsförpackning</p>	<p>50 x 0,70 g <b>650562</b></p>
<p><b>AH Temp - Dentsply DeTrey</b></p> <p>Förfyllda sprutor med kalciumhydroxid som levereras tillsammans med böjd, lång kanyl (25 mm). Enkelt att applicera. Hög röntgenkontrast. Kit innehåll: 4x0,75 ml, 2x10 tips</p> 	<p>AH Temp Kit AH Temp kanyler refill</p>	<p>4 x 0,75 ml <b>MD127146</b> 2 x 10 st <b>MD127148</b></p>
<p><b>ApexCal - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Kalciumhydroxidpasta. För temporära rotfyllningar, stegvis exkavering, pulpaöverkappning och isolering av djupa kaviteter. pH 12,5.</p> 	<p>Refillspruta</p>	<p>2 x 2,50 g <b>650578</b></p>
<p><b>Calasept CHX Klorhexidin 2 %</b> - Nordiska Dental</p> <p>För sköljning och rengöring av rotkanal efter behandling med EDTA/natriumhypoklorit. Underlättar borttagning av debris, har en baktericid effekt. Flaskan försedd med adapter för enklare fyllning av sprutan.</p> 	<p>Flaska</p>	<p>1 x 100 ml <b>650588</b></p>

# CALASEPT® Endo-line

— Treatment to trust




*Produkter för en lyckad endodontibehandling*

CALASEPT - Originalet!

41% Kalciumhydroxid

CALASEPT Spolkanyl -  
**dubbla** öppningshål för  
effektiv spolning!



CALASEPT®  
Irrigation needles  
Double side vent



CALASEPT®  
Calcium Hydroxide

CALASEPT® Plus  
Calcium Hydroxide

 **Nordiska  
Dental**  
www.nordiskadental.se

# ENDODONTI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Calasept - Nordiska Dental

Steril kalciumhydroxidpasta i ren form utan tillsatser ger baktericid effekt. Calasept spruta med Luer lock kanyler.

För temporära rotfyllningar, stegvis excavering, pulpaöverkappning och isolering i djupa kaviteter. Med röntgenkontrast.



Calaseptpasta + 20 kanyler

4 x 1,50 ml

**650570**

### Calasept Plus - Nordiska Dental

Steril kalciumhydroxid i ren form (hög konc >41%) med baktericid effekt. Bra hanteringskonsistens med röntgenkontrast, pH-värde 12,4. Spruta klar att användas, applicering underlättas av praktisk Flexi-tip.



Spruta + 20 Flexi-tip kanyler

4 x 1,50 ml

**650585**

### Calasept Plus Flexi-tip - Nordiska Dental

Förlängd kanyl med luer lock fattning. Underlättar direktapplicering av Calasept Plus.



Förlängd kanyl

1 x 100 st

**650587**

### Calasept kanyler - Nordiska Dental

Luer Lock kanyler. 0,8 x 22 mm.



Kanyler

1 x 100 st

**650572**

### Multi-Cal - Pulpdent

Kalciumhydroxid med krämig konsistens.



Kit: sprutor

Kanyler, 22 G, förböjda, blå

4 x 1,20 ml

1 x 100 st

**650580**

**650581**

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Permanenta

### TotalFill BC Sealer - FKG Dentaire

Total Fill BC sealer är ett rotreparationsmaterial med högt alkaliskt värde (PH-värde +12). Hydrofilt och radiopakt. Färdigblandad i spruta. Biokompatibelt och osteogent. Binder kemiskt till både dentin och fyllnadsmaterial.



BC Sealer Kit  
Blandningsspetsar

1 x 1,50 g  
1 x 15 st

**MD128497**  
**MD128500**

### TopSeal - Dentsply Maillefer

Rotkanalsealer i tub som blandas 1:1. Pasta A + B.



Tub

2 x 4 ml

**480742**

### Endo Resto System - Dentsply DeTrey

Ett komplett kit för rotfyllning. Rengör, tätar och skyddar fyllningen från bakterier. Innehåller: AH Plus, Endo Frost pellets, Ah Plus Cleaner, Excavator, Conditioner, XP Bond, ClixDish, SDR samt nödvändiga tillbehör



Kit

1 x 1 fp

**480758**

### AH Plus Cleaner - Dentsply DeTrey

För rengöring efter rotfyllning. Tar bort överskott av ohärdat rotfyllningsmaterial som t.ex AH Plus.



AH Plus Cleaner

1 x 5 ml

**480759**

### AH Plus Root Canal Sealer

- Dentsply DeTrey

Väl kontrasterande tvåkomponents rotförseglingspasta, baserad på en epoxy-amin-polymer. Vävnadsvänligt. Passar för alla rotfyllningstekniker.



Tuber: 4 ml pasta A+B

2 x 4 ml

**480764**

### AH-Plus Jet Automix Starter Kit

- Dentsply DeTrey

Rotkanal sealer. Automixspruta för direktapplikation. Mer exakt, enklare och snabbare procedur. Kitet innehåller:

- 1 AH Plus Jet automixspruta 15 g
- 20 Blandnings/Intraorala tippar
- 1 Blandningsblock
- 1 Teknikguide
- Tillbehör









Spruta + 20 bl.spetsar

1 x 15 g

**480760**

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>AH Plus Jet Automix - Dentsply DeTrey</b> Rotförelingsmaterialet AH Plus i automixspruta. Kan appliceras direkt i tanden med böj- och roterbar appliceringsspets.</p>	 <p>Automixspruta</p>	<p>2 x 15 g <b>480762</b></p>
<p><b>AH Plus Jet Spetsar - Dentsply DeTrey</b> Blandnings- och appliceringsspetsar till AH Plus automixsprutor.</p>	 <p>Spetsar</p>	<p>1 x 40 st <b>480763</b></p>
<p><b>Apexit Plus - Ivoclar Vivadent</b> Krympfri rotkanalssealer med hög röntgenkontrast. Innehåller kalciumhydroxid och är lämplig till permanent rotfyllning där guttaperkapoints används. Uppvisar utmärkta fysikaliska och biologiska egenskaper. Färdigblandat material kan vid normal luftfuktighet och i rumstemperatur användas under minst tre timmar. Det räcker med att blanda materialet en gång, även om flera kanaler skall rotfyllas samtidigt. Levereras i automix spruta. Den mycket smala appliceringskanylen gör att Apexit Plus kan appliceras direkt i den övre delen av rotkanalen.</p>	 <p>Spruta Blandningsspetsar Intraorala tippar</p>	<p>2 x 6 g <b>480771</b> 1 x 15 st <b>480772</b> 1 x 15 st <b>480773</b></p>
<p><b>Tubli-Seal zinkoxidpasta</b> - Axis/SybronEndo Zinkoxidpasta, tvåkomponent (bas /aktivator). Eugenolbaserad med god röntgenkontrast. Stelnar i kaviteten efter ca 5 minuter. Filmtjocklek 0,4 my.</p>	 <p>3,5 g bas, 10 g aktivator</p>	<p>1 x 13,50 g <b>480768</b></p>
<p><b>Tubli-Seal XPress Automix</b> - Axis/SybronEndo Rotkanalssealer. Zoe-baserad zinkoxid/eugenol pasta med röntgenkontrast. Ljus färg, mörknar inte. Levereras i praktisk automixspruta, blandar och applicerar direkt i tanden. EWT = förlängd arbets- och stelningstid.</p>	 <p>Automixspruta EWT Automixspruta</p>	<p>2 x 10,80 g <b>480775</b> 2 x 10,70 g <b>480776</b></p>
<p><b>Sealapex - Axis/SybronEndo</b> Kalciumhydroxidbaserat förelingsmaterial för rotkanaler. Appliceras med pastaspiral. Fyller ut mellanrum mellan guttaperkaspets och rotkanalsvägg. Stelnar långsamt. Eugenolfritt. Radiopakt.</p>	 <p>12 g katalysator, 12 g grundpasta, blandningsblock</p>	<p>1 x 24 g <b>480765</b></p>



# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Sealapex Xpress Automix</b> - Axis/SybronEndo</p> <p>Permanent rotkanalssealer. Eugenolfritt kalciumhydroxidbaserat förseglingsmaterial för rotkanaler. Röntgenkontrasterande. Levereras i praktisk automixspruta, blandar och applicerar direkt i tanden.</p>		Automixspruta 2 x 10,50 g <b>480774</b>
<p><b>Xpress Sealer blandningsspetsar</b> - Axis/SybronEndo</p> <p>Blandningsspetsar. Passar automixspruta. Sealaplex Xpress, TubliSeal Xpress samt TubliSeal Xpress EWT.</p>		Blandningsspetsar 1 x 50 st <b>480777</b>
<p><b>Roeko Seal - Roeko</b></p> <p>Polydimetylsiloxanbaserat förseglingsmaterial för rotkanaler. I automixspruta, färdig sealer droppas direkt i tanden. Ersätter hartskloroform och kloroperka. Eugenolfritt, ej toxiskt. Radiopakt. Flexibla blandningsspetsar.</p>		Automixspruta 9 g, 12 blandningsspetsar 1 x 1 fp <b>480755</b>  Refillspruta 9 g 1 x 1 st <b>480753</b> Blandningsspetsar 1 x 24 st <b>480757</b>
<p><b>Roeko Seal Single Dose - Roeko</b></p> <p>Roeko Seal i blisterförpackning. 0,53 g styck. Materialet förs på plats in i kanalen med hjälp av guttaperka points.</p>		Single Dose 0,53g 1 x 40 st <b>480754</b>
<p><b>Calcur - Voco</b></p> <p>45% kalciumhydroxidpasta i spruta för direktapplicering. Röntgenkontrasterande, vattenbaserad och färdig att använda. Högt pH-värde &lt; 11.5 Inkl. appliceringskanyler.</p>		Spruta + kanyler 1 x 2,50 g <b>650577</b>
<p><b>Calcimol LC - Voco</b></p> <p>Ljushärdande enkomponent, syraresistent kalciumhydroxidpasta. För överkappning och som liner under fyllningar. Tub eller spruta.</p>		Tub Spruta 2 x 5 g <b>650575</b> 2 x 2,50 g <b>650576</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Rotcement

### Orbis MTA-B cement

För reparation av rotkanaler t e x intern resorption och retrograda fyllningar. Överkappning och reparation av perforerade kanaler. Kapseln aktiveras genom lätt tryck. Blandningstid i blandaren 30 sek. Lätt applicering direkt i önskat område.



Kapsel

2 x 0,30 g

**480737**

### ProRoot MTA - Dentsply Maillefer

Portionsförpackat cement för reparation av rotkanaler t ex. intern resorption och retrograda fyllningar. Överkappning och reparation av perforerade kanaler. Pulver som blandas med vatten. Lätt att applicera. Härdar i fuktig miljö. Tandfärgat.



Portionsförpackning

5 x 1 g

**480740**


Portionsförpackning

2 x 1 g

**480741**

### MTA bärare 0/0 - Dentsply Maillefer

MTA bärare 0/0 Kirurgi A0408. Instrument för lättare hantering av ProRoot MTA. Passar 1:or och 2:or i ÖK och UK.



A0408

1 x 1 st

**480730**

## Övriga rotfyllningsmaterial

### Stopping - Produits

För vitalitetstest med värme. Vit.



Stopping vit

1 x 30 g

**481494**

### Endo-Frost - Roeko

Kylande spray - 50 grader. Smalt munstycke för exaktare applicering. Luktfrri.







Sprayflaska

1 x 200 ml

**480770**

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Endosolv E - Septodont</b></p> <p>Innehåller tetrakloretylen som mjukar upp både guttaperka och temporära fyllningar. Avsedd som ett komplement till roterande filar vid revision av gamla rotfyllningar.</p>	 <p>Flaska</p>	<p>1 x 13 ml <b>480748</b></p>
<p><b>Guttasolv - Septodont</b></p> <p>Mjukar upp guttaperkan före applicering i rotkanalen: Applicera några droppar på guttaperkan och använd t.ex gates. Innehåller eukalyptusolja.</p>	 <p>Flaska</p>	<p>1 x 13 ml <b>480749</b></p>
<p><b>Guttaperka &amp; Sealer</b></p> <p><b>GuttaFlow 2 - Roeko</b></p> <p>Rotförseglingsmaterial i förfyllda kapslar som aktiveras i kapselblandare. Röntgenopakt samt biokompatibelt. Materialet är ouplösligt och krymper ej. Appliceras direkt i munnen med appliceringspistol. Tillåter stiftpreparation direkt efter stelning. Arbets tid 10 min, stelningstid 20 min. Hållbarhet 2 år i rumstemperatur.</p>	 <p>20 Kapslar + 20 st applicerings-spetsar Appliceringstippar och silikon-stops</p>	<p>1 x 20 st <b>481498</b> 1 x 20 st <b>481492</b></p>
<p><b>GuttaFlow 2 automixspruta - Roeko</b></p> <p>Kall flytande guttaperka. Två produkter i kombination: Guttaperka i pulverform med tillsats av fillerpartiklar och en sealer.</p>	 <p>Automixspruta Blandningsspetsar</p>	<p>1 x 5 ml <b>481496</b> 1 x 24 st <b>481497</b></p>
<p><b>GUTTAPERKASPETSAR</b></p> <p><b>Orbis guttaperkaspetsar</b></p> <p>Guttaperkaspetsar med 4% respektive 6% taper/konicitet. För kanaler som rensats med filar taper 0,04 och 0,06. Färgkodade på toppen.</p>	 <p><b>0.04</b> ISO 15 ISO 20 ISO 25 ISO 30 ISO 35 ISO 40 ISO 15-40 <b>0.06</b> ISO 20 ISO 25 ISO 30 ISO 35 ISO 40 ISO 45 ISO 15-40</p>	<p>1 x 60 st <b>481751</b> 1 x 60 st <b>481752</b> 1 x 60 st <b>481753</b> 1 x 60 st <b>481754</b> 1 x 60 st <b>481755</b> 1 x 60 st <b>481756</b> 1 x 60 st <b>481750</b> 1 x 60 st <b>481762</b> 1 x 60 st <b>481763</b> 1 x 60 st <b>481764</b> 1 x 60 st <b>481765</b> 1 x 60 st <b>481766</b> 1 x 60 st <b>481767</b> 1 x 60 st <b>481760</b></p>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Orbis guttaperkaspetsar

Guttaperkaspetsar 28 mm. Färgkodade på toppen.



### 28 mm:

ISO 15-40	1 x 120 st	<b>481600</b>
ISO 45-80	1 x 120 st	<b>481601</b>
ISO 15	1 x 120 st	<b>481602</b>
ISO 20	1 x 120 st	<b>481603</b>
ISO 25	1 x 120 st	<b>481604</b>
ISO 30	1 x 120 st	<b>481605</b>
ISO 35	1 x 120 st	<b>481606</b>
ISO 40	1 x 120 st	<b>481607</b>
ISO 45	1 x 120 st	<b>481608</b>
ISO 50	1 x 120 st	<b>481609</b>
ISO 55	1 x 120 st	<b>481610</b>
ISO 60	1 x 120 st	<b>481611</b>
ISO 70	1 x 120 st	<b>481612</b>
ISO 80	1 x 120 st	<b>481613</b>

## TotalFill BC points - FKG Dentaire

Biokeramiska points. Impregnerade med biokeramiska nanopartiklar. Ökar frakturmotstånd och ger en säker spaltfri tätning.



### TotalFill BC .06

BC 15-50 (.06) 1 x 240 st **MD128622**

### TotalFill BC .04

BC 15-60 (.04) 1 x 300 st **MD128621**  
 BC25 04 BC 1 x 60 st **MD128512**  
 BC30 04 BC 1 x 60 st **MD128513**  
 BC35 04 BC 1 x 60 st **MD128514**  
 BC40 04 BC 1 x 60 st **MD128515**  
 BC50 04 BC 1 x 60 st **MD128516**

### TotalFill BC .02

BC40 02 BC 1 x 100 st **MD128502**  
 BC45 02 BC 1 x 100 st **MD128503**  
 BC50 02 BC 1 x 100 st **MD128504**  
 BC60 02 BC 1 x 100 st **MD128505**

## Top color - Roeko

Toppfärgade 28 mm guttaperkaspetsar, i samma färg som filskaft av motsvarande ISO grovlek. Håller exakt ISO storlek.



### 28 mm:

ISO 15	vit	1 x 100 st	<b>481530</b>
ISO 20	gul	1 x 100 st	<b>481531</b>
ISO 25	röd	1 x 100 st	<b>481532</b>
ISO 30	blå	1 x 100 st	<b>481533</b>
ISO 35	grön	1 x 100 st	<b>481534</b>
ISO 40	svart	1 x 100 st	<b>481535</b>
ISO 45	vit	1 x 100 st	<b>481536</b>
ISO 50	gul	1 x 100 st	<b>481537</b>
ISO 55	röd	1 x 100 st	<b>481538</b>
ISO 60	blå	1 x 100 st	<b>481539</b>
ISO 70	grön	1 x 100 st	<b>481540</b>
ISO 80	svart	1 x 100 st	<b>481541</b>
ISO 15-40	Sort:	1 x 100 st	<b>481542</b>
ISO 45-80	Sort:	1 x 100 st	<b>481543</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Guttaperkaspetsar - Roeko

Laxrosa 28 mm guttaperkaspetsar. Alla storlekar håller exakt ISO-mått. Bäst-före-datum på asken.



### 28 mm:

XX-fina	1 x 100 st	<b>481446</b>
X-fina	1 x 100 st	<b>481447</b>
Fina	1 x 100 st	<b>481448</b>
Medium	1 x 100 st	<b>481449</b>

### 28 mm:

Grova	1 x 100 st	<b>481450</b>
-------	------------	---------------

### 28 mm:

ISO 15	1 x 100 st	<b>481455</b>
ISO 20	1 x 100 st	<b>481456</b>
ISO 25	1 x 100 st	<b>481457</b>
ISO 30	1 x 100 st	<b>481458</b>
ISO 35	1 x 100 st	<b>481459</b>
ISO 40	1 x 100 st	<b>481460</b>
ISO 45	1 x 100 st	<b>481461</b>
ISO 50	1 x 100 st	<b>481462</b>
ISO 55	1 x 100 st	<b>481463</b>
ISO 60	1 x 100 st	<b>481464</b>
ISO 70	1 x 100 st	<b>481465</b>
ISO 80	1 x 100 st	<b>481466</b>

## Greater Taper - Roeko

Guttaperkaspetsar 28 mm. För rotkanaler som har blivit rensade med filar i taper 0,04 eller 0,06 t ex RaCe, ProFile, Quantec, GTFiles, Hero. Individuella refiller samt sorterade.



### Taper 0,04:

Nr 20	1 x 60 st	<b>481550</b>
Nr 25	1 x 60 st	<b>481551</b>
Nr 30	1 x 60 st	<b>481552</b>
Nr 35	1 x 60 st	<b>481553</b>
Nr 40	1 x 60 st	<b>481554</b>
Nr 45	1 x 60 st	<b>481555</b>
Sort: Nr 20-45	1 x 60 st	<b>481556</b>

### Taper 0,06:

Nr 20	1 x 60 st	<b>481560</b>
Nr 25	1 x 60 st	<b>481561</b>
Nr 30	1 x 60 st	<b>481562</b>
Nr 35	1 x 60 st	<b>481563</b>
Nr 40	1 x 60 st	<b>481564</b>
Nr 45	1 x 60 st	<b>481565</b>
Sort: Nr 20-45	1 x 60 st	<b>481566</b>

## DeTrey®Norm pink - Dentsply DeTrey

Rosa guttaperkaspetsar. 22 mm eller extra långa, 30 mm.



### 22 mm:

Sorterade storlekar	1 x 100 st	<b>480636</b>
XX-fina	1 x 100 st	<b>480637</b>
X-fina	1 x 100 st	<b>480638</b>
Fina	1 x 100 st	<b>480639</b>
Medium	1 x 100 st	<b>480640</b>
Grova	1 x 100 st	<b>480641</b>

### Extra långa, 30 mm:

XX-Fina	1 x 100 st	<b>480642</b>
X-Fin	1 x 100 st	<b>480643</b>
Fina	1 x 100 st	<b>480644</b>
Medium	1 x 100 st	<b>480645</b>
Grova	1 x 100 st	<b>480646</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ISO/Pink Colour-Top - Dentsply DeTrey

ISO numrerade. Laxrosa med färgkodad topp.



### 28 mm:

ISO 15	1 x 100 st	<b>481401</b>
ISO 20	1 x 100 st	<b>481402</b>
ISO 25	1 x 100 st	<b>481403</b>
ISO 30	1 x 100 st	<b>481404</b>
ISO 35	1 x 100 st	<b>481405</b>
ISO 40	1 x 100 st	<b>481406</b>
ISO 45	1 x 100 st	<b>481407</b>
ISO 50	1 x 100 st	<b>481408</b>
ISO 55	1 x 100 st	<b>481409</b>
ISO 60	1 x 100 st	<b>481410</b>
ISO 70	1 x 100 st	<b>481411</b>
ISO 80	1 x 100 st	<b>481412</b>
ISO 90	1 x 100 st	<b>481413</b>
ISO 100	1 x 100 st	<b>481414</b>
ISO 110	1 x 100 st	<b>481415</b>
ISO 120	1 x 100 st	<b>481416</b>

## WaveOne guttaperkaspetsar

- Dentsply Maillefer

Sorterade guttaperkaspetsar samt refillförpackningar. Anpassade för Maillefer Wave One maskinella renssystem.



20 small, 20 primary, 20 large  
small  
primary  
large

1 x 60 st	<b>481740</b>
1 x 60 st	<b>481741</b>
1 x 60 st	<b>481742</b>
1 x 60 st	<b>481743</b>

## Gutta-Percha Points - Dentsply Maillefer

A 022C

Guttaperkaspetsar 29 mm. Rosa. Taper 0.2. ISO färgkodade guttaperkaspetsar som rekommenderas vid rensning med ProFile och GT.



### 29 mm - 2%:

ISO 10	1 x 120 st	<b>481618</b>
ISO 15	1 x 120 st	<b>481619</b>
ISO 20	1 x 120 st	<b>481620</b>
ISO 25	1 x 120 st	<b>481621</b>
ISO 30	1 x 120 st	<b>481622</b>
ISO 35	1 x 120 st	<b>481623</b>
ISO 40	1 x 120 st	<b>481624</b>
ISO 45	1 x 120 st	<b>481625</b>
ISO 50	1 x 120 st	<b>481626</b>
ISO 55	1 x 120 st	<b>481627</b>
ISO 60	1 x 120 st	<b>481628</b>
ISO 70	1 x 120 st	<b>481629</b>
ISO 80	1 x 120 st	<b>481630</b>
ISO 90	1 x 60 st	<b>481631</b>
ISO 100	1 x 60 st	<b>481632</b>
ISO 110	1 x 60 st	<b>481633</b>
ISO 120	1 x 60 st	<b>481634</b>
Sorterade: Nr 15-40	1 x 120 st	<b>481637</b>
Sorterade: Nr 45-80	1 x 120 st	<b>481638</b>

## Gutta-Percha Points - Dentsply Maillefer

A 022M

30 mm. Taper 0.4. ISO färgkodade guttaperkaspetsar som rekommenderas vid rensning med ProFile och GT.



### 30 mm - 4%:

ISO 20	1 x 120 st	<b>481678</b>
ISO 25	1 x 120 st	<b>481679</b>
ISO 30	1 x 120 st	<b>481680</b>
ISO 35	1 x 120 st	<b>481681</b>
ISO 40	1 x 120 st	<b>481682</b>
ISO 45	1 x 120 st	<b>481683</b>
ISO 60	1 x 120 st	<b>481686</b>
ISO 90	1 x 60 st	<b>481689</b>
Sorterade: Nr 15-40	1 x 120 st	<b>481675</b>

# ENDODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Gutta-Percha Points - Dentsply Maillefer

A 022N

30 mm. Taper 0.6. ISO färgkodade guttaperkaspetsar som passar vid rensning med ProFile och ProTaper.



30 mm - 6%:

ISO 20  
ISO 25  
ISO 30  
ISO 35  
ISO 40  
Sorterade: Nr 15-40

1 x 120 st **481703**  
1 x 120 st **481704**  
1 x 120 st **481705**  
1 x 120 st **481706**  
1 x 120 st **481707**  
1 x 120 st **481700**

## Guttaperkaspetsar ProTaper Universal -

Dentsply Maillefer

22X

Guttaperkapoints anpassade till ProTaper systemet. Färgkodade, överensstämmer med ProTaper finishing filar. 29 mm.



F1 refill  
F2 refill  
F3 refill  
Sorterade: F1-F3  
Sorterade: F4-F5

1 x 60 st **481726**  
1 x 60 st **481727**  
1 x 60 st **481728**  
1 x 60 st **481724**  
1 x 60 st **481725**

## ProTaper Next guttaperkaspetsar -

Dentsply Maillefer

Guttaperkaspetsar avsedda för kanaler rensade med ProTaper Next filar. Spetsarna är färgkodade. Perfekt matchande storlek om man avslutat rensningen med fil X2 eller X3 alternativt med fil X4 eller X5.



X2  
X3  
X2/X3 sortiment  
X4/X5 sortiment

1 x 60 st **MD125691**  
1 x 60 st **MD125692**  
2 x 30 st **MD125695**  
2 x 30 st **MD125696**

## Auxiliary Gutta-Percha Points

- Dentsply Maillefer

A 022L

30 mm. Rosa. Storlek XXF - L.



30 mm:

XXF  
XF  
F  
M  
L  
Sorterade: XF-L

1 x 120 st **481640**  
1 x 120 st **481641**  
1 x 120 st **481642**  
1 x 120 st **481643**  
1 x 120 st **481644**  
1 x 120 st **481645**

## Gutta-Percha Auxiliary Points

- Dentsply Maillefer

A 022F

22 mm. Rosa. Storlek A-D.



22 mm:

A  
B  
C  
D  
Sorterade: A-D

1 x 120 st **481646**  
1 x 120 st **481647**  
1 x 120 st **481648**  
1 x 120 st **481649**  
1 x 120 st **481650**

# ENDODONTI

## PRODUKTBESKRIVNING

### S5 guttaperkaspetsar - *Sendoline*

Anpassade för S5 maskinella filar, då preparation avslutas med fil nr 2, används point nr 2 etc. Kan även användas tillsammans med andra filar.

Storlek nr 2 motsvarar ISO 30/06

Storlek nr 3 motsvarar ISO 30/04



## FÖRPACKNING

Storlek 2 taper 06/30

Storlek 3 taper 04/30

## ART.NR

1 x 60 st **481590**

1 x 60 st **481591**



## SNABBINDEX

Engångsartiklar papper/plast, kök & kontor .....	160
<b>Desinfektionsmedel</b> .....	<b>167</b>
Handdesinfektion, rengöring .....	167
Ytdesinfektion .....	170
Desinfektion av ytor, instrument, avtryck mm .....	171
Instrumentdesinfektion .....	173
Desinfektion av suganläggningar .....	174
Rengöring av unitens vattenlinjer .....	175
<b>Hand- &amp; hudkräm</b> .....	<b>176</b>
<b>Handskar</b> .....	<b>177</b>
<b>Munskydd</b> .....	<b>182</b>
<b>Rengöring</b> .....	<b>185</b>
<b>Skyddsglasögon/visir</b> .....	<b>196</b>
<b>Hörselskydd</b> .....	<b>197</b>
<b>Sterilisation</b> .....	<b>197</b>
<b>Torrläggning/tork</b> .....	<b>199</b>
<b>Ögondusch</b> .....	<b>204</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ENGÅNGSARTIKLAR

### Avfallskoppar/Påsar

#### Vips avfallskopp

Vit plast. Två inbyggda avstrykningsgafflar.

Plasthållare - med tung fot.

Plasthållare - att skruva fast på sidan av brickbord, unitarm etc.



Kopp  
Hållare med tung fot  
Hållare att skruva fast

1 x 500 st **620219**  
1 x 1 st **400091**  
1 x 1 st **400092**

#### Avfallskopp - ASA Dental

Avfallskopp i miljövänlig plast, med avstrykningsgafflar i locket.

Bordshållare i aluminium försedd med antiglid.



Kopp  
Kopp  
Bordshållare, styck

1 x 1000 st **670336**  
1 x 50 st **670335**  
1 x 1 st **670337**

#### Rondskål


Njurformad av papier Maché.



1 x 300 st **620225**

#### Be-Bag avfallspåse - Stena Recycling

Avfallspåse i kraftigt papper. Bredd 80 mm, höjd 95 mm.



Påse  
Hållare hängande

1 x 1000 st **670330**  
1 x 1 st **670332**

#### Avfallspåse

Vit, 40 liter. Plast (PE) i rulle.



40 literspåse

1 x 100 st **670340**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Soppåse</b> 60 liter. Transparent polyetenplast. Rulle med sopsäckar. Mått: 550x900x0,04</p>		1 x 25 st <b>670345</b>
<p><b>Sopsäck</b> 125 liter. Svart polyetenplast. Rulle med sopsäckar.</p>		1 x 10 st <b>670342</b>
<p><b>Fryspåsar</b> En rulle med 2-liters påsar.</p>		1 x 50 st <b>670347</b>
<p><b>Bägare</b></p>		<p>Mörkblå 18 cl Rosa 18 cl</p> <p>1 x 100 st <b>620232</b> 1 x 100 st <b>620233</b></p>
<p><b>Orbis plastbägare</b> Färgade bägare i Polystyren plast. 18 cl - levereras i rör om 100 muggar. <i>Önskas en transportförpackning (kartong) beställ 30 x 1 fp.</i></p>		<p>12 cl 21 cl Vägghållare f bägare 12/21 cl</p> <p>1 x 80 st <b>620222</b> 1 x 80 st <b>620227</b> 1 x 1 st <b>670362</b></p>
<p><b>Bägare vit</b> Polystyrénplast (PS). 12 eller 21 cl. (1 transportförpackning = 25 rör à 80 st).</p>		

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Kök & kontor

### Kaffe Gevalia

Bryggmalet, mellanrost.



12 x 500 g **370100**

### Kaffe Zoega

Bryggmalet, Skånerost.



12 x 500 g **370102**

### Nescafé Lyx



1 x 200 g **370103**

### Kaffefilter Melitta

1 x 4 koppar (4-8 koppar).



1 x 80 st **370105**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Papper & Servetter

### M-Tork

Vit pappershandduk på rulle, 1-lags, 20,5 cm bred. Rulle à 280 m.



6 x 1 rll **670350**

### Mini-Tork

Vit pappershandduk på rulle. 1-lags, 20,5 cm bred. Rulle á 103 cm.



12 x 1 rll **670351**

### Pappershandduk

Vit, mjuk, absorberande, 2-lager.  
Förpackning: 100 st.



24 x 1 fp **620090**

### Tandläkarservetter

1 skigts papper i displaykartong.  
Vit eller grön, 28-30 g.



Vit 47 x 47 cm  
Grön 39 x 39 cm

1 x 1000 st **620087**  
1 x 1000 st **620088**

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Hygowipe Plus dispenser - Dürr

Sensoraktiverad dispenser för dosering av torkduk. Ger via sensorpunkter på dispensern önskad dukstorlek och mängd desinficeringsvätska. Lätt att byta dukrulle och vätskebehållare. Monteras på vägg alt. placeras i ett bordsställ.

Levereras med 1 rulle torkduk.

(Dürr desinficeringsvätskor FD322, FD333 samt FD366 passar i dispensern)



Dispenser inkl 1 pappersrulle

1 x 1 st

**150011**

### Pappersrullar Hygowipe Plus - Dürr

Torkrullar som passar artikel 150011 Hygowipe Plus Dispenser.



Pappersrullar

6 x 110 m

**670354**

### Orbis nackstödsöverdrag

Nackstödsöverdrag, engångs. Tillverkade i plastat papper. Mått: 25x33 cm.



Vit

1 x 500 st

**620135**

Blå

1 x 500 st

**620136**

Rosa

1 x 500 st

**620137**

### Orbis dentalservetter

Dentalservett i papper/plast, 33 x4 8 cm - blå.



Blå

1 x 500 st

**620709**

### Orbis Dentalservett

Plastad dentalservett. 40 x 45 cm.



Vit

1 x 500 st

**620715**

Ljusblå

1 x 500 st






**620716**

Rosa

1 x 500 st

**620717**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Trollappen - Finess</b> Haklapp papper/plast. Blå. Vätsketät absorberande haklapp, skyddar axlar och hals. Enkel, smidig och med knytband.</p> 	Blå 46x60cm	1 x 80 st <b>620115</b>
<p><b>Slip-Nots - Kerr</b> Färgstarka, autoklaverbara servetthållare i mjuk flexibel plast. Extra brett nackband hindrar hållaren att glida. Förpackning med färgerna blå, röd, lila och blågrön.</p> 		1 x 4 st <b>550110</b>
<p><b>Bib-Eze - DUX Dental</b> Engångs servetthållare av mjukt kräppapper. Lätt att applicera: skala av, sträck ut till rätt passform och fäst den självhäftande fliken. En storlek passar alla.</p> 		250 x 1 st <b>550108</b>
<p><b>Servetthållare - Directa</b> Av silikon i fyra färger. Längd 38 cm.</p> 	Röd Gul Grön Blå	1 x 1 st <b>550035</b> 1 x 1 st <b>550036</b> 1 x 1 st <b>550037</b> 1 x 1 st <b>550038</b>
<p><b>Servetthållare Mira-Clip - H &amp; W</b> Autoklaverbar servetthållare i silikon med krokodilklämmor i nickel-krom. Blå.</p> 	Blå	1 x 1 st <b>550107</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Servettkedja

Förkromad kulkedja med krokodilklämmor och lås för längdinställning.



1 x 1 st **550021**

## Toalettpapper

2-lager. Vitt, super-soft, 39 m/rulle.



20 x 2 rll **620092**

## Hushållspapper

2-lager. Vitt, 200 ark/rulle.



5 x 3 rll **620089**

## Skoskydd

### Skoskydd - OneMed

För engångsbruk. Av PP-plast. Blå.



Normal  
X-stora

1 x 100 st **620162**

1 x 100 st **620161**



# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Skyddsförkläden

### Skvättis - Abena

Skyddsförkläden papper/plast. Skvätt och stänkskydd för tandvårdspersonal. Skyddsförkläde i form av en större haklapp (37 x 78 cm) med tejpfastsättning på axlarna.



9 x 100 st **620118**

### Skyddsförkläde - OneMed

Vita plast, 81 x 125 cm.



1 x 100 st **620120**

### Bosco skyddsförkläde - OneMed

Engångs skyddsförkläde. Normallångt utan ärm. Individuellt vikta i praktisk ask, passar i vägghållare (Unismart för handskar). Längd 125 cm, bredd 81 cm. Transparent.



1 x 50 st **620125**

## DESINFEKTIONSMEDEL

### Handdesinfektion, rengöring

#### Orbis handdesinfektion

Orbis handdesinfektion. Tvätta huden före desinficering. Dosera 3-6 ml, massera till etanolens avdunstat. Innehåller varken parfym eller färgämnen.



Pumpflaska

1 x 0,50 l **MD121941**

#### Orbis handdesinfektion i dispenser

Orbis handdesinfektion. Tvätta huden före desinficering. Dosera 3-6 ml, massera till etanolens avdunstat. Innehåller varken parfym eller färgämnen.



Dispensopack  
Dispensopac väggfäste  
Dispensopac droppkopp till väggfäste

1 x 1 l **MD121939**  
1 x 1 st **MD012102**  
1 x 1 st **MD064470**

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Antibac dispenser - Arcus Kjem

Automatisk dispenser. Energieffektiv och miljövänlig, drivs med endast 4 batterier. Bra nyckel (2 extra nycklar medföljer). Möjligt att programmera antal doser per gång.



Antibac dispenser

1 x 1 st

**MD104534**

### DAX 70 handdesinfektion

- CCS HealthCare AB

Handdesinfektionslösning (ej gel) med fuktighetsbevarande glycerin för att motverka uttorkning av huden. 70% denaturerad alkohol. Effektiv mot bakterier, svamp, HIV och Hepatit B. I dispenso-pack för väggdispenser med arm.

Refill för dispenser.



Refill för dispenser

12 x 1 l

**670205**

Refill för dispenser

6 x 700 ml

**MD125988**

### DAX Alcogel 85 - CCS HealthCare AB

Handdesinfektion i gelform. Innehåller glycerin som motverkar uttorkning av huden. 85 % denaturerad alkohol. Effektiv mot bakterier, svamp, HIV och Hepatit B.



Pumpflaska

1 x 600 ml

**670206**

### DAX 70 - CCS HealthCare AB

Vanlig, flytande handdesinfektionslösning (ej gel) med fuktighetsbevarande glycerin för att motverka uttorkning av huden. 70 % denaturerad alkohol. Effektiv mot bakterier, svamp, HIV och Hepatit B.



Pumpflaska

1 x 600 ml

**670210**

Flaska utan pump

1 x 1 l

**670211**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>DAX doseringspump</b> - CCS HealthCare AB</p> <p>Doseringspump som passar DAX sortimentets 1-liters flaskor.</p>	Pump till 1-liters flaska	1 x 1 st <b>670214</b>
		
<p><b>Sterisol Handdesinfektion</b></p> <p>Etanolbaserad gel. Tillbehör: Väggfäste med arm av rostfritt stål och transparent kåpa.</p>	Påse Väggfäste	12 x 0,70 l <b>670270</b> 1 x 1 st <b>670271</b>
		
<p><b>HD 410 - handdesinfektion</b> - Dürr</p> <p>Alkoholiskt preparat för hygienisk och kirurgisk handdesinfektion.</p>		1 x 2,50 l <b>670109</b> 1 x 400 ml <b>670110</b>
		
<p><b>MD 535 - Dürr</b></p> <p>För borttagning av gips och alginatrester. Lämplig för användning i ultraljudsbad. Bruksfärdig lösning.</p>	Flaska	1 x 2,50 l <b>670112</b>
		
<p><b>MD 530 - Dürr</b></p> <p>För borttagning av cement, kalk, oxidskikt och flussmedelstester. Lämplig för användning i ultraljudsbad. Bruksfärdig lösning.</p>	Flaska	1 x 2,50 l <b>670111</b>
		

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Ytdesinfektion

### Orbis ytdesinfektion

Tvättande etanolbaserad ytdesinfektion. Orbis ytdesinficering är en bruksfärdig lösning för desinficering av alkoholresistenta ytor. Torka ytan med en fuktad duk och låt medlet torka.



70% i flaska  
70% i dunk

1 x 0,50 l **MD121936**  
1 x 5 l **MD121937**

### FD 322 snabbdesinfektion för ytor - Dürr

Aldehydfri brukslösning för användning i sprayflaska för snabbverkande spray och torkdesinfektion av mindre ytor, instrumentslangar, maskindelar m.m. Torkar snabbt.

Verkningstid 1 min. (HBV,HCV och HIV 30 sek.)

Rekommenderas att användas på hela behandlingsenheten.



Sprayflaska

1 x 2,50 l **670107**  
1 x 1 st **670108**

### FD 333 snabbdesinfektion för ytor - Dürr

Brukslösning. Snabbverkande desinfektionslösning med citrondoft för avtorkning av mindre ytor, maskindelar och andra föremål. Torkar snabbt. Verkar sekundsnabbt.

Verksam mot alla virus, inkl. polio och polyoma SV40.

Lämplig för rengöring av sensorer.

Rekommenderas att användas på hela behandlingsenheten.



1 x 2,50 l **670114**

### FD 312 ytdesinfektion - Dürr

Aldehydfritt koncentrat utan alkohol för samtidig desinfektion och rengöring av tvättbara ytor och föremål som golv, väggar och praktikinredning.

Inverkningsstid: 1 timme



1 x 2,50 l **670106**

### FD 350 desinfektionsduk - Dürr

Rengöringsduk med alkohol för rengöring av skyddsåse och bildplattans skyddshölje. *Dock ej själva bildplattan.* Storlek: 14x22 cm.

Även för ytdesinfektion av apparater, patientstolens huvudstöd, operationslampans handtag osv.

Inverkningsstid: 1 min


110 dukar/burk



Classic intro  
Classic refillp  
Citron Introfp  
Citron refillp

1 x 110 st **670091**  
1 x 110 st **670092**  
1 x 110 st **670093**  
1 x 110 st **670094**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>FD 360 för stolsklädslar - Dürr</b></p> <p>Rengöringsmedel för stolsklädslar, vinyl, skinn osv. Rengör och vårdar skonsamt samt förebygger och återställer missfärgningar. Ger en ny lyster åt slitna klädslar. 500 ml sprayflaska samt 10 st appliceringssvampar.</p> <p>Rekommenderas till alla typer av stolsklädslar.</p>	 <p>Sprayflaska</p>	1 x 0,50 l <b>670099</b>
<p><b>Spectrum - Johnson &amp; Johnson</b></p> <p>Förimpregnerad torkduk. Innehåll: 70% denaturerad etanol B, kvartära ammoniumföreningar. 20 x 20 cm för 1 m<sup>2</sup>.</p> <p>Rekommenderas ej på Planmecas standardkläsel.</p>	 <p>1 burk Refill</p>	1 x 240 st <b>670019</b> 1 x 240 st <b>670018</b>
<p><b>Desinfektion av ytor, instrument, avtryck, proteser</b></p> <p><b>DAX Plus - CCS HealthCare AB</b></p> <p>Ytdesinfektionsmedel. Isopropanollösning 45 % med tensid. Tar även bort synliga fläckar som t.ex blod. Innehåller inga korrosionshämmare.</p>	 <p>Flaska</p>	12 x 1 l <b>670014</b>
<p><b>DAX ytdesinfektion - CCS HealthCare AB</b></p> <p>Färdig brukslösning. 43 % Isopropanol plus korrosionshämmare. För desinfektion av ytor och metallföremål som instrument och borr samt stolarnas klädsel.</p> <p>Effektiv mot bakterier, svamp, HIV och Hepatit B.</p> <p>Verkningstid 1 minut.</p> <p>Återvinningsbar förpackning (polyeten).</p> <p>Vid användning på klädslar rekommenderas att mjukmedel används cirka 1 gång/vecka, t ex Dürr FD 360.</p>	 <p>Flaska Dunk</p>	12 x 1 liter <b>670012</b> 3 x 3 liter <b>670013</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## VirKon - Viroderm

Desinfektions- och rengöringsmedel för ytor, instrument, avtryck. Avdödande effekt på 17 virusfamiljer. Levereras i vattenlösliga portionspåsar. En påse löst i en liter vatten ger 1% brukslösning.



Påse

50 x 10 g

670021

## MD 520 avtrycksdesinfektion - Dürr

Brukslösning för desinfektion och rengöring av avtryck, protetikarbeten, korrosionsfasta artikulatorer osv.

Används till bl a alginat-, silikon-, polyeter-, polysulfid- och hydrokolloidavtryck, samt vid tandtekniska arbeten.

Desinfektionsburk separat. Lämplig för avtryck och protetiska arbeten. Upphängningsanordning för max 2 avtrycksskedar. Max 6 avtryck kan läggas i burken. Indikering när burken är upptagen, verkningstid 5 min. Desinfektion på 5 minuter. Burken rymmer 1 liter.



Brukslösning

Desinfektionsburk

1 x 2,50 l

670102

1 x 1 st

670104

## Orbis Tray Cleaner

Skedrengöring i koncentrat.



Koncentrat

1 x 1 l

MD117137

## Desinfektionsmedel, rengöring - GC

Rengöringsmedel för avtrycksskedar för avlägsnande av alginat. Dammfri formula. 2 skopor (40 gr) löses upp i 1 liter varmt vatten.



GC Treclean

1 x 1,20 kg

MD051559

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Desinfektion för instrument

### ProColor - LM-Dental

Desinfektionsmedel i koncentrat för handinstrument. Speciellt bra för instrument belagda med silikon. Aldehydfri.

Brett spektrum: baktericid, tuberkulocid, virucid, fungicid, (HBV, HCV, HIV).

2 liter koncentrat, ger 100 liter brukslösning.



Koncentrat

1 x 2 l

670003

### Cidex OPA - Johnson & Johnson

Bruksfärdig lösning för instrument. Färg- och nästan luktfri (utan glutaraldehyd). Höggradig desinfektion uppnås efter 5 minuter. Baktericid, virucid, fungicid och tuberkuloid. 0,55% ortho-ftalaldehyd. Knappt märkbar doft.

Testremsa behövs för att kontrollera hur aktiv lösningen är (visar minsta effektiva koncentration - MEC). Kan användas 14 dagar eller tills testremsan visar för låg MEC.



Brukslösning

1 x 3,78 l

670130

Cidex OPA testremsa

2 x 15 st

670131

Cidex förvaringskärl 2010

1 x 1 st

670132

### ID 212 instrument desinfektion - Dürr

Aldehydfritt koncentrat för desinfektion och rengöring av vanliga och kirurgiska instrument samt roterande instrument, som är känsliga mot alkali och alkohol. Även lämpligt för instrument som innehåller gummi/silikon.

Kan även användas i ultraljudsbad.



koncentrat

1 x 2,50 l

670105

### ID 220 borrdesinfektion - Dürr

Bruksfärdig lösning för desinfektion och rengöring av roterande instrument i borrbhållare eller ultraljudsbad.

Borrbad, tid: 1 min om borsten läggs i en skål.

I ultraljudsbad 0,5 min.



Brukslösning

1 x 2,50 l

670103

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Desinfektion och rengöring av suganläggningar

### Orbis desinfektionsmedel för sugsystem

Högpresterande lösning utvecklad för rengöring och desinficering av dentala sugsystem och spitoner. Användningsindikationer: Koncentratet måste först blandas med vatten till en 1-3% lösning. (10 till 30 ml koncentrat till 1 liter vatten).

Ca 1 liter av blandningen ska användas per applicering. Normalt ska sugsystemet desinficeras 1-2 gånger per dag. Medlet får inte blandas med andra liknande preparat. Mikrobiologisk effekt



Koncentrat i flaska

1 x 1 l

**MD115162**

### Orbis desinfektionsvätska

Koncentrat för rengöring av suganläggning. 5 l ger 250 l brukslösning.

Högpresterande lösning utvecklad för rengöring och desinficering av dentala sugsystem och spitoner. Användningsindikationer: Koncentratet måste först blandas med vatten till en 1-3% lösning. (10 till 30 ml koncentrat till 1 liter vatten). Ca 1 liter av blandningen ska användas per applicering. Normalt ska sugsystemet desinficeras 1-2 gånger per dag. Medlet får inte blandas med andra liknande preparat. Mikrobiologisk effekt.



Koncentrat

1 x 5 l

**670147**

### Recyclean R (röd) desinfektionsmedel - Sweden Recycling

Till stora, våta sugsystem med mer än tre behandlingsstolar. Klorbaserat desinfektionsmedel för rengöring av sugslangar. 0,5 dl löses i 2,5 liter vatten. Slå 0,5 liter av lösningen i fontänen och sug upp resterande 2 liter genom sugen. Skall eftersköjas med 2,5 liter rent vatten.

Rekommenderas för unitar anslutna till vått sugsystem. Rekommenderas *ej* till torrt sugsystem, typ Dürr och Metasys.



Röd, med klor

6 x 1,50 l

**670195**

### Green & Clean - Metasys

Hygiensystem med 2 beståndsdelar för perfekt hygien, för desinfektion och rengöring av unit och slangar.



M2 refill

M2 Doseringsmått

4 x 480 ml

1 x 1 st

**670128**

**670129**

### MD 555 Cleaner specialrengöring - Dürr

För desinfektion av salivsugar 1-2 gånger i veckan. Skumfri, formaldehydfri brukslösning. Löser upp kalk, blod, plackinfärgningsmedel och avtrycksmaterial. Spec. lämplig för användare av tandpolarare.

Kombineras med fördel med Orotol Plus eller Orotol Ultra.



1 x 2,50 l

**670100**



# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>MD 550 fontänskålsrengöring - Dürr</b></p> <p>En aldehydfrri bruksfärdig lösning för rengöring och skötsel av porslin, fontänskålen. Avlägsnar rester av blod, kalk, infärgningstabletter och avtrycksmaterial. Skumfri, med baktericid och svampdödande effekt. Flaska.</p> <p><i>Bör användas av användare av Planmecas automatiska sugsystem Planmeca STCS.</i></p>	 <p>Bruksfärdig lösning</p>	1 x 800 ml <b>670119</b>
<p><b>Orotol Plus suganläggningar desinfektion - Dürr</b></p> <p>Skumfri vätska i koncentrat. För desinfektion, desodorering, rengöring och skötsel av sugslangar/sugsystem och amalgamavskiljare. Löser och desinficerar biofilm och förebygger igenslamning.</p> <p>Används 1 timme på kvällen samt vid behov. Skall användas i för produkten avsedd flaska. Överskottet 0,5 liter slås i fontänskålen. Rekommenderas till Planmecas utrustningar och vid användning av Planmecas Automatiska sugsystem, Planmeca STCS.</p>	 <p>Koncentrat, flaska</p>	1 x 2,50 l <b>670143</b>
<p><b>Oro Cup - Dürr</b></p> <p>Sluten behållare för genom sugning av brukslösningar Orotol Plus, Orotol ultra eller MD 555 Cleaner. Rymmer 2 liter.</p>		1 x 1 st <b>670144</b>
<p><b>Rengöring av unitens vattenlinjer</b></p> <p><b>Recyclean B (blå) - Sweden Recycling</b></p> <p>Recyclean B (blå) desinfektionsmedel. Brukslösning. Används för rengöring av vattenlinjerna för att förhindra bakterietillväxt och biofilm.</p> <p>Vissa vattensystem i äldre unitar kan innehålla aluminiumdelar vilka kan påverkas av Recyclean B.</p> <p><i>För mer information ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p>	 <p>Brukslösning</p>	2 x 2,50 l <b>670197</b>

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Planosil - Planmeca

Rengöringsmedel som rengör och avlägsnar bakterier från vattenslangarna i uniten. Innehåller väteperoxid 2,5 %. Lång hållbarhet. Bruksfärdig lösning.

För mer information ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Bruksfärdig lösning  
Tappkran till dunk

1 x 5 l **670134**  
1 x 1 st **670146**

### Green & Clean WK - Metasys

Medel för Metasys WEK system.

För mer information ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



WK 1 refill

4 x 750 ml **MD128798**

## HAND- & HUDKRÄM

### A-creme - Kemeco

A-creme motverkar uttorkning och gör huden mjuk och smidig. Innehåller 1500 IE A-vitamin per gram.



Oparfymrad, burk

1 x 120 g **670239**

### DAX hudsalva - CCS HealthCare AB

Oparfymrad. Mjukgörande salva för massage och allmän hudvård. Även lämplig för hudsprickor. pH 5.



Tub

1 x 125 ml **670203**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>DAX handkräm - CCS HealthCare AB</b> Hand- och hudkräm som innehåller solrosolja med hudvårdande egenskaper. Gör torr och narig hud mjuk och smidig. Absorberas snabbt av huden och återfettar utan att kännas kladdig. Svagt parfymerad. pH5.</p>	Tub	1 x 250 ml <b>670204</b>
		
<p><b>Neutrogena NF handkräm</b> - Johnson &amp; Johnson Handkräm med lättare konsistens, absorberas snabbt av huden. Skyddar och återfuktar normal till torra händer. Lätt parfymerad.</p>	Tub	1 x 75 ml <b>MD128414</b>
		
<h2>HANDSKAR</h2>		
<h3>Latexhandskar</h3>		
<p><b>Selefa latex - OneMed</b> Handske av naturlatex. Osterila och pudrade med majsstärkelse. Raka fingrar, passar såväl höger som vänster. Rullad kant och slät yta. Flexibel och följsam.</p>	Extra small Small Medium Large	Vit Vit Vit Vit 1 x 100 st <b>620335</b> 1 x 100 st <b>620336</b> 1 x 100 st <b>620337</b> 1 x 100 st <b>620338</b>
		
<h3>Latexhandskar, puderfria</h3>		
<p><b>Orbis Latex handske</b> Undersökningshandske av naturlatex, osterila och puderfria.</p>	XS S M L XL	Vit Vit Vit Vit Vit 1 x 100 st <b>620600</b> 1 x 100 st <b>620601</b> 1 x 100 st <b>620602</b> 1 x 100 st <b>620603</b> 1 x 100 st <b>620604</b>
		
<p><b>Evercare latex Puderfri - OneMed</b> Handske av naturlatex. Osteril och puderfri. Raka fingrar, passar såväl höger som vänster. Rullad kant, texturerad yta. Flexibel och följsam.</p>	Small Medium Large	Vit Vit Vit 1 x 100 st <b>620341</b> 1 x 100 st <b>620342</b> 1 x 100 st <b>620343</b>
		

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Sempercare - OneMed

Osteril, puderfri undersökningshandske av natur-latex med silikonbehandlad, syntetisk insida. Raka fingrar, rullkant. TÜV-testad. ISO 9002.



Extra small	Vit	1 x 100 st	<b>620260</b>
Small	Vit	1 x 100 st	<b>620261</b>
Medium	Vit	1 x 100 st	<b>620262</b>
Large	Vit	1 x 100 st	<b>620263</b>

## Syntethandskar, puderfria

### Orbis Nitril handske rosa

Puderfri undersökningshandske med texturerade fingertoppar. Tunn och flexibel. Passar såväl höger som vänster hand.



XS	rosa	1 x 200 st	<b>MD126032</b>
S	rosa	1 x 200 st	<b>MD126033</b>
M	rosa	1 x 200 st	<b>MD126034</b>

### Orbis Nitril handske lila

Puderfri undersökningshandske med texturerade fingertoppar. Tunn och flexibel. Passar såväl höger som vänster hand.



XS	lila	1 x 200 st	<b>MD126035</b>
S	lila	1 x 200 st	<b>MD126036</b>
M	lila	1 x 200 st	<b>MD126037</b>
L	lila	1 x 200 st	<b>MD126038</b>
XL	lila	1 x 200 st	<b>MD126039</b>

### Orbis Nitril handske vit

Puderfri undersökningshandske i 100% syntetisk nitril. Med greppvänlig ytstruktur.



XS	vit	1 x 100 st	<b>620610</b>
S	vit	1 x 100 st	<b>620611</b>
M	vit	1 x 100 st	<b>620612</b>
L	vit	1 x 100 st	<b>620613</b>
XL	vit	1 x 100 st	<b>620614</b>

### Like Nitril handske

Syntethandskar, puderfria.



XS vit puderfri	10 x 100 st	<b>MD127351</b>
S vit puderfri	10 x 100 st	<b>MD127352</b>
M vit puderfri	10 x 100 st	<b>MD127353</b>
L vit puderfri	10 x 100 st	<b>MD127354</b>
XL vit puderfri	10 x 100 st	<b>MD127355</b>
XS mint puderfri	10 x 100 st	<b>MD127356</b>
S mint puderfri	10 x 100 st	<b>MD127357</b>
M mint puderfri	10 x 100 st	<b>MD127358</b>
L mint puderfri	10 x 100 st	<b>MD127359</b>



## evercare® nitrilhandskar, lägre AQL – högre kvalitet

evercare® med AQL 1,0 (Acceptable Quality Level) har en högre kvalitet än AQL 1,5 som den gällande standarden EN 455 föreskriver.

evercare® nitrilhandskar har

- hög elasticitet och överlägsen komfort och känsla och är idealiska för användare med latexallergi
- mycket god draghållfasthet och väsentligt bättre sticksäkerhet än latex
- microruggade fingertoppar för bästa grepp i alla situationer
- mycket bra skydd mot infektioner och det bästa valet för skydd mot kemikalier
- ett omfattande sortiment för olika användningsområden

OneMed Sverige AB  
Box 8255, SE-163 08 Spånga  
Tel. 0770-111 115  
www.onemed.se

evercare® is registered trademark of OneMed Group Oy

ONEMED

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Purple Nitrile - Kimberly-Clark

Lila puderfri syntetisk handske av nitril. Gummiliknande egenskaper, ger latexkänsla.



Extra Small	Lila	1 x 100 st	<b>620410</b>
Small	Lila	1 x 100 st	<b>620411</b>
Medium	Lila	1 x 100 st	<b>620412</b>
Large	Lila	1 x 100 st	<b>620413</b>
Extra Large	Lila	1 x 90 st	<b>620414</b>

### Sterling Nitrile - Kimberly-Clark

Grå latex- och puderfri nitrilhandske. Samma höga prestanda som latex vad gäller elasticitet, passform, känsla och komfort. Strukturade fingertoppar.



Storlek XS puderfri	Grå	1 x 200 st	<b>620450</b>
Storlek S puderfri	Grå	1 x 200 st	<b>620451</b>
Storlek M puderfri	Grå	1 x 200 st	<b>620452</b>
Storlek L puderfri	Grå	1 x 200 st	<b>620453</b>
Storlek XL puderfri	Grå	1 x 170 st	<b>620454</b>

### Evercare Nitril - OneMed

En vit latex- och puderfri undersökningshandske tillverkad i Nitril. Mjuk och flexibel med god elasticitet och hållbarhet. Utmärkt komfort och med en mycket bra känsla - känns tunn. Ger bra grepp såväl torr som våt, har ruggade fingertoppar. Testad mot kemikalier och cytostatika.



Extra small	Vit	1 x 100 st	<b>620350</b>
Small	Vit	1 x 100 st	<b>620351</b>
M	Vit	1 x 100 st	<b>620352</b>
L	Vit	1 x 100 st	<b>620353</b>
XL	Vit	1 x 100 st	<b>620354</b>

### Evercare Nitrile vit - OneMed

Vit handske i 100% syntetisk nitril. Latex- och puderfri. Steril. Latexlik, tunn med bra känsla och med greppvänlig ytstruktur, ruggad yta.



Extra small	Vit	1 x 150 st	<b>620375</b>
Small	Vit	1 x 150 st	<b>620376</b>
Medium	Vit	1 x 150 st	<b>620377</b>
Large	Vit	1 x 150 st	<b>620378</b>
Extra large	Vit	1 x 150 st	<b>620379</b>

### Evercare Nitrile rosa - OneMed

Rosa nitrilhandske. Puder- och latexfri. Tunn, med förbättrad elasticitet, komfort och känsla. Testad mot ett flertal kemikalier och cytostatika. 3 gånger bättre punktionsmotstånd än latex. Mikroruggade fingertoppar samt ruggad över hela handsken. AQL: 1:0.



Extra small	Rosa	1 x 150 st	<b>620355</b>
Small	Rosa	1 x 150 st	<b>620356</b>
Medium	Rosa	1 x 150 st	<b>620357</b>
Large	Rosa	1 x 150 st	<b>620358</b>
Extra Large	Rosa	1 x 150 st	<b>620359</b>

### Evercare Nitrile Blå - OneMed

Mörkblå nitrilhandske, puder- och latexfri. Tunn, med förbättrad elasticitet, komfort och känsla. Testad mot ett flertal kemikalier och cytostatika. 3 gånger bättre punktionsmotstånd än latex. Mikroruggade fingertoppar. AQL: 1:0.



Extra small	Mörkblå	1 x 150 st	<b>620360</b>
Small	Mörkblå	1 x 150 st	<b>620361</b>
Medium	Mörkblå	1 x 150 st	<b>620362</b>
Large	Mörkblå	1 x 150 st	<b>620363</b>
Extra Large	Mörkblå	1 x 150 st	<b>620364</b>

### Evercare Nitrile Ljusblå - OneMed

Blåviolett nitrilhandske. Puder- och latexfri samt utan acceleratorer vilket minskar risken för allergi reaktioner. Tunn, med förbättrad elasticitet, komfort och känsla. Testad mot ett flertal kemikalier och cytostatika. 3 gånger bättre punktionsmotstånd än latex. Mikroruggade fingertoppar. AQL: 1:0.



Extra Small	Blåviolett	1 x 150 st	<b>620365</b>
Small	Blåviolett	1 x 150 st	<b>620366</b>
Medium	Blåviolett	1 x 150 st	<b>620367</b>
Large	Blåviolett	1 x 150 st	<b>620368</b>
Extra large	Blåviolett	1 x 150 st	<b>620369</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Vinylhandskar

### Evercare Vinyl soft - OneMed

Osteril, pudrad undersökningshandske av vinyl. Raka fingrar.



Extra small	Vit	1 x 100 st	<b>620195</b>
Small	Vit	1 x 100 st	<b>620196</b>
Medium	Vit	1 x 100 st	<b>620197</b>
Large	Vit	1 x 100 st	<b>620198</b>

## Vinylhandskar, puderfria

### Orbis Vinyl handske

Puderfri undersökningshandske i vinyl. (finns i storlekarna: XS, S, M, L, XL)



Storlek XS	Vit	1 x 100 st	<b>620620</b>
Storlek S	Vit	1 x 100 st	<b>620621</b>
Storlek M	Vit	1 x 100 st	<b>620622</b>
Storlek L	Vit	1 x 100 st	<b>620623</b>
Storlek XL	Vit	1 x 100 st	<b>620624</b>

### Evercare vinyl Puderfri - OneMed

Osteril puderfri engångshandske av vinyl. Raka fingrar. SemcoMedTestad. ISO 9002.



Extra small	Vit	1 x 100 st	<b>620180</b>
Small	Vit	1 x 100 st	<b>620181</b>
Medium	Vit	1 x 100 st	<b>620182</b>
Large	Vit	1 x 100 st	<b>620183</b>

### Evercare Vinyl Stretch - OneMed

Osteril, puderfri undersökningshandske av vinyl med latexkänsla. Raka fingrar. Lite stor i storleken.



Extra small	Vit	1 x 100 st	<b>620185</b>
Small	Vit	1 x 100 st	<b>620186</b>
Medium	Vit	1 x 100 st	<b>620187</b>
Large	Vit	1 x 100 st	<b>620188</b>
Extra large	Vit	1 x 100 st	<b>620189</b>

## Skyddshandskar

### Skyddshandske - OneMed

Dubbelpreäglad i polyeten. SemkoMedTestad.



Dam		1 x 100 st	<b>620150</b>
-----	--	------------	---------------

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Handskhållare

### Unismart handskhållare - OneMed Sverige

Hållare för undersökningshandskar. Tillverkad av plexiglas. Passar till alla askar med 100 handskar/tp. Monteras på vägg, skruvar och plugg medföljer.



Mini-För 1 ask  
Medi-För 2 askar  
Maxi-För 3 askar

1 x 1 st **670365**  
1 x 1 st **670366**  
1 x 1 st **670367**

## MUNSKYDD

### Engångsmunskydd - OneMed Sverige

2-lags av vitt, tunt medicinskt papper med elastiska öronband. Dispenserkartong.



Elastiska öronband

1 x 100 st **620300**

### Orbis munskydd

Munskydd med öronband. 3-lagers klass II.



Rosa m öronband  
Blå m öronband  
Vit m öronband  
Grön m öronband

1 x 50 st **620699**  
1 x 50 st **620700**  
1 x 50 st **620701**  
1 x 50 st **620702**

### Orbis blå munskydd

Blått munskydd med knytband. 3-lagers klass II.



Blått m knytband

1 x 50 st **620703**



# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR			
<p><b>Teddy-Bear munskydd - Kimberly Clark</b>            Operationsmunskydd, 3-lagers med näsklämma och öronband. Mönstrat med teddybjörnar, rosa/blått. Klass II.</p>	Öronband, mönstrat	1 x 50 st <b>620212</b>			
	Operationsmunskydd m visir	1 x 25 st <b>18649</b>			
<p><b>Operationsmunskydd Protector m visir - Kimberly-Clark</b>            Munskydd med imfritt stänksäkert visir. Knytbånd Typ II R.</p>		Blå, med öronband Gula, med öronband Vita, med öronband	1 x 50 st <b>620215</b> 1 x 50 st <b>620216</b> 1 x 50 st <b>620217</b>		
<p><b>TecnoI munskydd - Kimberly Clark</b>            3-lagers med näsklämma och öronband. Nickel- och formaldehydfria. Klass II. Blå, gula eller vita.</p>		<p><b>Technol - Kimberly Clark</b>            Osterilt, kirurgiskt munskydd med knytband. 3-lagers med näsklämma. Nickel- och formaldehydfria. Klass II med en filtrering högre än 98%. Vitt.</p>		Vita med knytband	1 x 50 st <b>620218</b>
<p><b>TecnoI Fluidshield - Kimberly Clark</b>            Imfritt operationsmunskydd med Splashguard visir. Öronband av skumplast. Orange. 4-lagers med näsklämma. Klass IIR.</p>		Orange m öronband	1 x 25 st <b>620213</b>		

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Klinidrape munskydd - Mölnlycke

Operationsmunskydd. Med knytband. Ljusgrönt. 3-lagers. Klass II.



Ljusgrönt m knytband

1 x 50 st

**620105**

### Barrier Sofloop Regular - Mölnlycke

Specialmunskydd 4228 med elastiska öronband. Blått. 4-lagers. Klass II.



Blått m elastiska öronband

1 x 50 st

**620113**

### Aseptex 1800T - 3M ESPE

Kombinerat mun- och andningsskydd. Av polyester och rayon. Filtreringsförmåga 96,3%. Kan autoklaveras. Med näsklämma och gummiband.



Öronband

1 x 50 st

**620101**

### Aseptex plus - 3M ESPE

Kombinerat mun- och andningsskydd. Av polyester och rayon. Filtreringsförmåga 96,3%. Med näsklämma och latexfria gummiband.



Latexfria öronband

1 x 50 st

**620102**

### Multifix Starline - OneMed

Högfiltrerande 3-lagers munskydd med latexfria öronband. Klass II.



Latexfria öronband, vitt

1 x 50 st

**620107**

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Multifix munskydd - OneMed

Grönt allroundmunskydd. 3-lagers med latexfria öronband. Klass II.



Latexfria öronband, grönt

1 x 50 st

620104

### Multifix Splasch - OneMed

Munskydd Multifix Splasch kl IIR. Med öronband.



Grönt

1 x 50 st

620109

### Munskydd Multiguard - OneMed

Operationsmunskydd, högfiltrerande med knytband. 3-lagers. Klass II.



Knytband

1 x 50 st

620108

## RENGÖRING

### Closan WC Rent

Antikalk 750 ml. Tar bort kalk ur toaletter med septitank.



1 x 725 ml

370025

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Closan WC Flush

Flytande WC uppfräschare, citrondoft, 55 ml.



1 x 55 ml **370026**

## Svinto tvållull



1 x 100 g **370086**

## Grovrent

Golvrengöring.



Dunk

1 x 5 l **370070**

## Ajax allrengöringsmedel

Allrengöring. Löser upp fett och rengör effektivt. Blandas med vatten enligt doseringsanvisning innan användande.



Flaska

1 x 1000 ml **370069**

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Grumme såpa

Flytande såpa. Gul resp. grön.



Gul  
Grön

1 x 750 ml **370072**  
1 x 750 ml **370073**

### Ajax fönsterputs



Sprayflaska

1 x 750 ml **370075**

### Klorin



1 x 750 ml **370077**

### Diskborste

Diskborste i blandade färger.



1 x 1 st **370078**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Dukar - damm & disk

### Wettex dukar

Storlek 18x20 cm. Förpackning med blandade färger.



Blandade färger

1 x 10 st **370079**

### Grumme allduk

Grumme allduk av våtstarkt papper som inte luddar. Utmärkt till fönster, speglar och andra blanka ytor.



1 x 35 st **370082**

## Diskmedel / handdisk

### Neutral handdisk

Oparfumerat handdiskmedel utan färgämnen eller andra kemiska tillsatser. Koncentrat. Doseras 2-3 ml till 10 liter vatten. Passar utmärkt även till allmän rengöring.



1 x 1 l **370010**

### Yes handdiskmedel

Handdiskmedel.



Yes Original  
Yes Naturals Citron

1 x 650 ml **MD128768**  
1 x 650 ml **MD128769**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Diskmedel / maskindisk

### Neutral maskindiskpulver

Oparfumerat maskindiskpulver utan färgämnen eller andra onödiga kemikaliska tillsatser.



Plastflaska

1 x 1 kg **370011**

### Neodisher FA - Dr Weigert

Alkaliskt maskindiskmedel, flytande för dentala diskdesinfektorer. För rengöring av dentala instrument, redskap, skedar, brickor och dyligt. Tar bort blod, proteiner, benrester, salvor och krämer. Motverkar rost. Minskar påverkan och missfärgning av aluminium artiklar. Innehåller ej oxiderande eller ytaktiva ämnen.



Dunk

1 x 5 l **670301**

### Neodisher Clear - Dr Weigert

Sköljmedel till diskmaskin / diskdesinfektor. Skyddar mot korrosion.



Flaska

1 x 1 l **670304**

### Neodisher Medizym - Dr Weigert

Maskindiskmedel, flytande för dentala diskdesinfektorer. pH neutralt, miljövänligt och speciellt skonsamt. För rengöring av rostfritt (instrument, kärl och brickor), glas, plast och andra dentala redskap.



Dunk

1 x 5 l **670300**

### Sun maskindiskmedel

Maskindiskmedel i tablettform. Praktisk storpack med bärhandtag.



Tabletter

1 x 100 st **370053**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Fläck- & rengöringsmedel

### Tabort

Fläckspray med pump. 500 ml.



Sprayflaska

1 x 500 ml

370015

### Orbis Tray Cleaner

Skedrengöring i koncentrat.



Koncentrat

1 x 1 l

MD117137

### Desinfektionsmedel, rengöring - GC

Rengöringsmedel för avtrycksskedar för avlägsnande av alginat. Dammfri formula. 2 skopor (40 gr) löses upp i 1 liter varmt vatten.



GC Treclean

1 x 1,20 kg

MD051559

### Coe Tray Cleaner - GC

Rengöringsmedel för avtrycksskedar. Löser rester av alginat och zinkoxidpastor.



Flaska

1 x 575 g

670123

### Traypurol - Voco

Aktiv tablett för rengöring av avtrycksskedar och instrument.

Löser alginat, cement och adhesiver. Enkelt att dosera, 2 tabletter till 1 liter vatten. Skonsamt mot material såsom rostfritt, aluminium samt plast. Kan användas i ultraljudsbad.








Tabletter

1 x 50 st

670121



# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Solvitan - Voco</b></p> <p>Rengöringsmedel som tar bort pasta, silikon- och polyeterbaserade avtrycksmaterial samt zinkoxid från händer och instrument. Tas enkelt bort med vatten. Hudvänligt, behaglig citrondoft. Medlet är klart för användning.</p>	 <p>Bruksfärdig lösning</p>	1 x 250 ml <b>670124</b>
<p><b>Rengöringstester</b></p> <p><b>ProCare Protein Check - Miele</b></p> <p>Proteintest för diskdesinfektorer från Miele. 1 testpenna räcker till ca 20 tester.</p>	 <p>ProCare Protein Check</p>	1 x 3 st <b>MD129312</b>
<p><b>Tosi - Mediplus</b></p> <p>Diskmaskinstest. Kontrollerar kvaliteten på diskprocessen. Fästs med clips på varje instrumentkorg. Med hjälp av tolkningskarta kan tvättresultatet granskas. Förvaras i rumstemperatur.</p>		1 x 12 st <b>670410</b>
<p><b>SonoCheck - Mediplus</b></p> <p>Dosimeter för ultraljudsbad. För funktions och rutintestning av ultraljudsbad. Kollar kvaliteten på rengöringsprocessen i ultraljudsbad. En ampull lägges i ultraljudsbadet. Förvaras i rumstemperatur.</p>	 <p>Ampuller</p>	1 x 30 st <b>670411</b>
<p><b>Browne Helix-test för autoklav 3804 - Browne</b></p> <p>Browne Helix test for autoclave 3804. För daglig kontroll av autoklaver. Placeras på nedersta brickan utan något annat gods i autoklaven, och körs varje morgon innan autoklaven tas i bruk.</p>		1 x 250 st <b>140065</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Autoklavtest Bowie&Dick steripack -

*Kaiko*

Indikator Bowie&Dick steripack. Blyfritt färdigt test. För daglig ångpenetrationstest i autoklaver. I paketet finns en vakuump indikator. Simulerar en svår steriliserbar textil förpackning vari alla störningar betonas.



1 x 1 st **670412**

## Browne Bowie Dick indikator 2356 -

*Browne*

Kemisk indikator för test av autoklaver. Rekommenderas som konditionstest av autoklaver samt vid sterilisering. Färgindikering.



1 x 10 st **140066**

## Browne Indicator STF Load Check -

*Browne*

Test diskdesinfektor. Kemisk indikator för att fastställa rengöringsförmågan hos diskdesinfektorer. En platta sätts i en hållare som sedan placeras stående i en korg eller på en bricka. Färgindikering visar graden av rengöring.



Plattor  
Hållare

1 x 100 st **670413**  
1 x 1 st **670414**

## Browne TST Control - W&H

TST stickor för autoklav test. Uppfyller standard EN 867-1 Class D ISO 11140-1 Class 1. Stickor att användas i samband med sterilisering. Färgmärkningen reagerar på tid, ånga och temperatur. Vid minst 3,5 minuter i 134 grader byter stickorna färg från gul till blå.



TST stickor

1 x 100 st **140063**

## Indikator SteriGage - 3M ESPE

Test för autoklaver 3M 1243B (folie).



1 x 100 st **670416**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Tvål

### Orbis handtvål

Orbis handtvål för hud som tvättas ofta. Innehåller varken parfym eller färgämnen.



Pumpflaska

1 x 0,50 l

**MD121942**

### Orbis handtvål i dispenser

Orbis handtvål för hud som tvättas ofta. Innehåller varken parfym eller färgämnen.



Dispensopac

1 x 1 l

**MD121940**

Dispensopac väggfäste

1 x 1 st

**MD012102**

Dispensopac droppkopp till väggfäste

1 x 1 st

**MD064470**

### Sterisol

Mild, flytande tvål i påse. Väggfäste med arm av rostfritt stål och transparent kåpa.



Påse

1 x 0,70 l

**670272**

Väggfäste

1 x 1 st

**670271**

### DAX Allroundtvål - CCS HealthCare AB

Dax allround tvål är en extra mild och krämig tvål för såväl händer som hela kroppen. PH 5,5. Oparfymrad. För automat.



Allroundtvål oparf t automat dispenser






8 x 700 ml

**MD127147**

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>DAX Allroundtvål - CCS HealthCare AB</b> Mild och skonsam allroundtvål. Flytande, oparfymerad tvål i dispenspack för DAX väggdispenser.</p> 	Dispensopack	10 x 1 l <b>670207</b>
<p><b>DAX doseringspump - CCS HealthCare AB</b> Doseringspump som passar DAX sortimentets 1-liters flaskor.</p> 	Pump till 1-liters flaska	1 x 1 st <b>670214</b>
<p><b>DAX mildtvål med pump - CCS HealthCare AB</b> Oparfymrad tvål. Innehåller fuktighetsbevarande glycerin för att motverka uttorkning av huden.</p> 	Flaska med pump Dunk	1 x 600 ml <b>670200</b> 1 x 5 l <b>670201</b>
<p><b>Tvättmedel</b> <b>Eldorado Color - AXFOOD</b> Maskintvättmedel för kulörta textilier. Utan blekmedel.</p> 		1 x 1 kg <b>370088</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Neutral Totaltvätt</b></p> <p>Oparfumerat kompakt maskintvättmedel för tvätt i 30-40-60 och 95 grader.</p> <p>Med enzymer mot proteinfläckar, t ex blod och svett. Innehåller blekmedel mot färgade fläckar redan vid låg temperatur. Rekommenderas av Astma &amp; Allergiförbundet.</p>		1 x 2,50 kg <b>370001</b>
<p><b>Neutral Colortvätt</b></p> <p>Oparfumerat kompakt maskintvättmedel för tvätt i 30-40-60 och 95 grader.</p> <p>Med enzymer mot proteinfläckar, t ex blod och svett. Innehåller inte blekmedel eller färgämnen. Rekommenderas av Astma &amp; Allergiförbundet.</p>		1 x 2,50 kg <b>370002</b>
<p><b>Neutral Sköljmjuk</b></p> <p>Oparfumerat sköljmedel utan färgämnen. Motverkar statisk elektricitet. Gör tvätten lättare att stryka. Rekommenderas av Astma &amp; Allergiförbundet.</p>		1 x 2 l <b>370008</b>
<p><b>Via tead</b></p> <p>Tvättmedel.</p>		1 x 1,90 kg <b>370092</b>
<p><b>Via professional</b></p> <p>Tvättmedel för ljus och vit tvätt.</p>		1 x 8,30 kg <b>370094</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## SKYDDSGLASÖGON/VISIR

### Skyddsglasögon Uvex Astro - Hager & Werken

Ofärgade skyddsglasögon för glasögonbärare. Blå/Svart.



1 x 1 st **620177**

### Uvex Astro Lite - Hager & Werken

Ofärgade skyddsglasögon med UV-skydd. Justerbar båge och skalm. Endast Blå/svart.



1 x 1 st **620168**

### Uvex Skyper UV - Hager & Werken

Orangefärgade skyddsglasögon med UV-skydd. Justerbar båge och skalm.

Täcker ovanför och under ögonen samt skyddar mot sidoljus.

Dimmskyddsbehandlade, antistatiska och med skarptålig utsida. Godkända av NIOM.



1 x 1 st **620169**

### SafeView - Kimberly Clark

Skyddsglasögon med utbytbara visir. Färgglada bågar i attraktiv design. Kan användas utanpå vanliga glasögon. Bågen är lätt och sitter bra på glasögonbärare. Enkelt att byta visir efter varje behandling.



Bågar i en färg  
Engångsvisir

1 x 10 st **620166**  
1 x 25 st **620165**

### Visir Op-d-op - Hager & Werken

Komplett visir inkl. 3 st extra visir.



Komplett visir + 3 st extra  
Refill visir

1 x 1 fp **620400**  
1 x 3 st **620401**

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Visir Proto-Cam - Hager & Werken

Visir av klar reflexfri polycarbonat. Vit båge, för utbytbara visir.

Startkit: 1 båge + 5 st visir



Startkit båge/visir  
Refill visir

1 x 5 st **620178**  
1 x 5 st **620179**

## HÖRSELSKYDD

### Hörselskydd - 3M ESPE

Hörselproppar med bygel. Flexibel bygel, gör den lätt att anpassa till de flesta hörselgångar och huvudstorlekar. Effektivt skydd mot skadligt buller (från turbin, sugar, ultraljudsbad). Latexfria, tillverkade av Acetal och Polyuretanskum. Vikt 13 gram.



Hörselproppar m bygel  
Refill latexfria proppar

1 x 1 st **620176**  
1 x 1 par **620174**

## STERILISATION

### Autoklavfolie

#### Orbis Autoklavpåse

Självförslutande sterilpåse. Snabb, enkel, vattentät förslutning håller godset sterilt 5 år i obruten förpackning. Plast med pappersbaksida och 3-dubbla svetsar. Indikator skiftar från röd till brun vid autoklavering.



75 x 200 mm  
75 x 270 mm  
100 x 270 mm  
150 x 270 mm  
250 x 500 mm

1 x 200 st **670065**  
1 x 200 st **670066**  
1 x 200 st **670067**  
1 x 200 st **670068**  
1 x 200 st **670069**

### Sterilemballage - Wipak

Autoklavfolie i papper-plast. Rulle.



R39 B: 50 mm  
R40 B: 75 mm  
R41 B: 100 mm  
R42 B: 150 mm  
R44 B: 250 mm

1 x 200 m **670028**  
1 x 200 m **670029**  
1 x 200 m **670030**  
1 x 200 m **670032**  
1 x 200 m **670031**

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Sterilpåse - Wipak

Autoklavpåsar i papper-plast.

Nr 2 = 75 x 200 mm.

Nr 4 = 75 x 270 mm.

Nr 5 = 100 x 270 mm.

Nr 6 = 150 x 270 mm.

Nr 11 = 250 x 500 mm.

Nr 16 = 250 x 380 mm.

Nr 17 = 50 x 200 mm.



Nr 2

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 11

Nr 16

Nr 17

Nr 31B

Nr 33B

Nr 34B

1 x 100 st

1 x 100 st

1 x 100 st

1 x 100 st

1 x 100 st

1 x 100 st

1 x 100 st

1 x 50 st

1 x 50 st

1 x 50 st

**670042**

**670026**

**670043**

**670044**

**670027**

**670045**

**670041**

**670046**

**670048**

**670049**

### Med bälg:

Nr 31B = 150 x 50 x 400 mm.

Nr 33B = 200 x 55 x 500 mm.

Nr 34B = 300 x 80 x 550 mm.

### Autoklavpåse Peelvue+ - DUX Dental

Autoklavpåse. Färgkodad. Unik färgindikator utanpå och inuti påsen visar om rätt temperatur uppnåtts vid autoklaveringen.

Påsen är självförslutande (självhäftande) vilket ger en enkel och snabb tillslutning och öppning, samt eliminerar all risk för läckage på grund av dålig svetsförslutning.

När skyddsplasten avlägsnats kan papperet användas som sterilbricka.



Påse för:	Mått	Färgkod	Förp.	Art.nr
Avtr.skedar, borrhåll	13,5 x 16,5 cm	Blå	1 x 200 st	<b>670470</b>
Div instrument	13,5 x 30,5 cm	Brun	1 x 200 st	<b>670471</b>
Div instrument, kassetter	21,5 x 38 cm	Rosa	1 x 200 st	<b>670472</b>
Div instrument, små kassetter	20,5 x 30,5 cm	Svart	1 x 200 st	<b>670473</b>
Handinstrument, långa	8,5 x 30,5 cm	Lila	1 x 200 st	<b>670474</b>
Hst/Vst samt handinstrument	7 x 23 cm	Grön	1 x 200 st	<b>670475</b>
Hst/Vst samt handinstrument	9 x 23 cm	Orange	1 x 200 st	<b>670476</b>
Implantat, borrar, scalerspetsar	5,5 x 10 cm	Silver	1 x 200 st	<b>670477</b>
Implantat, kofferdamklamrar	9 x 13,5 cm	Röd	1 x 200 st	<b>670478</b>
Kirurgi, käkortopedi	11 x 30,5 cm	Guld	1 x 200 st	<b>670479</b>
Stora kassetter	26,5 x 40,5 cm	Ljusblå	1 x 200 st	<b>670480</b>
Stora kassetter	33,5 x 51 cm	Skogsgrön	1 x 200 st	<b>670481</b>

### Brickpapper

#### Orbis brickpapper

Brickpapper för standardbrickor 18x28 cm. Olika färger.



Rosa

Vit

Gul

Blå

Grön

Orange

1 x 250 st

1 x 250 st

1 x 250 st

1 x 250 st

1 x 250 st

1 x 250 st

**620704**

**620705**

**620706**

**620707**

**620708**

**620710**



# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Brickpapper - DVT</b> Brickpapper för standardbricka.	 Vitt	1 x 250 st <b>620094</b>
<b>Brickpapper - Kronring</b> Brickpapper för standardbricka. 180 x 280 mm.	 Vitt	1 x 250 st <b>620111</b>
<b>Förslutningstejp</b> <b>Autoklavtejp - OneMed</b> Förslutningstejp med steriliseringsindikator. Indikerar endast vid samtidig exponering för värme och fukt. Rulle 50 meter.	 Bredd: 13 mm Rulle Bredd: 19 mm Rulle	50 x 1 par <b>670037</b> 50 x 1 par <b>670038</b>
<b>Rostskydd</b> <b>Rostskyddspapper Steriline - Trollhätteplast</b> 200 ark.		1 x 200 st <b>670077</b>
<b>TORRLÄGGNING, TORK</b> <b>Muntops/Bomullspinnar - OneMed</b> Muntops. Bomullspinnar med träskaft, 15 cm långa.		1 x 100 st <b>620002</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Bomull - OneMed

100%. Kemiskt ren, rullad.



1 x 1 kg

**620001**

## Orbis Bomullsrullar

100% kemiskt ren bomull. Osterila, högabsorberande.



Nr 1, 8 mm

Nr 2, 10 mm

Nr 3, 12 mm

1 x 750 st

1 x 300 g

1 x 450 st

**620025**

**MD127885**

**620027**

## Bomullsrullar IVF - IVF Hartmann AG

100% bomull. 38 mm långa. Finns i tre storlekar: 8, 10 respektive 12 mm diameter.



Nr 1 8 mm diam.

Nr 2 10 mm diam.

Nr 3 12 mm diam.

1 x 864 st

1 x 600 st

1 x 432 st

**620028**

**620029**

**620030**

## Bomullsrulle Luna Gold - Roeko

Kvalitetsrulle av bomull/cellulosa. Längd 38 mm.



Nr 1 8 mm

Nr 2 10 mm

Nr 3 12 mm

1 x 1000 st

1 x 1000 st

1 x 1000 st

**620040**

**620041**

**620042**

## Bomullsrulle Luna - Roeko

Av bomull/cellulosa. Längd 38 mm.



Nr 1 8 mm

Nr 2 10 mm

1 x 1000 st

1 x 1000 st

**620038**

**620039**

# HYGIEN

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Bomullsrulle - Roeko

Kemiskt ren bomull. Längd 38 mm.



Nr 1	8 mm	1 x 1000 st	<b>620020</b>
Nr 2	10 mm	1 x 1000 st	<b>620021</b>
Nr 3	13 mm	1 x 1000 st	<b>620022</b>

### Parotisarullar - Roeko

Kemiskt ren bomull. Inrullad plastspiral ger fjädrande effekt.

Nr 1-2, längd 80 mm.

Nr 3-5, längd 100 mm.



Nr 1	9 mm diam.	1 x 100 st	<b>620031</b>
Nr 2	10 mm diam.	1 x 100 st	<b>620033</b>
Nr 3	10 mm diam.	1 x 100 st	<b>620032</b>
Nr 5	8 mm diam.	1 x 100 st	<b>620034</b>

### Bomullspelletts för automat - Roeko

För dispenser Solomat-N.



Nr 000	Diam 3,0 mm	6 x 1 ask	<b>620067</b>
Nr 00	Diam 4,0 mm	6 x 1 ask	<b>620070</b>
Nr 0	Diam 4,8 mm	6 x 1 ask	<b>620071</b>
Nr 1	Diam 6,3 mm	6 x 1 ask	<b>620072</b>
Nr 2	Diam 7,6 mm	6 x 1 ask	<b>620073</b>

### Bomullspelletts - Richmond

Av kemiskt ren bomull.



Nr 2	Diam 6 mm	1 x 2550 st	<b>16298</b>
Nr 3	Diam 4 mm	1 x 2500 st	<b>620017</b>
Nr 4	Diam 3 mm	1 x 3000 st	<b>620018</b>

### Orbis bomullspelletts










1 L		6 x 3 g	<b>MD128004</b>
2 M		6 x 3 g	<b>MD128005</b>
3 S		6 x 3 g	<b>MD128006</b>
4 XS		6 x 3 g	<b>MD128007</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Orbis pellets skumplast</b> Skumplastpellets.</p> 	Nr 1 diam 4 mm	1 x 3000 st <b>620003</b>
<p><b>Pele Tim pellets - Voco</b> För applicering av preparat i vätske- och pastaform, baddning av infekterade alveoler, vid "endodrain", vitalitetstestning. Steriliserbar.</p> 	Nr 1, small, diam. 4 mm	1 x 3000 st <b>620005</b>
<p><b>Pellets - 3M ESPE</b> Av skumplast.</p> 	Diam 2,5 mm	1 x 200 st <b>620010</b>
<p><b>Orbis Saliva Control</b> Parotisblockerare. Täcker hela området runt salivkörteln. Området blir fuktfrött i minst 15 min. Placeras med den pilformade spetsen inåt och med nylonnätet mot slemhinnan.</p> 	Små gula Stora blå	1 x 100 st <b>620023</b> 1 x 100 st <b>620024</b>
<p><b>Dry Tips - Mönlycke</b> Parotisblockerare. Täcker hela området runt salivkörteln. Området blir fuktfrött i minst 15 min. Placeras med den pilformade spetsen inåt och med nylonnätet mot slemhinnan.</p> 	Små gröna Stora blå	1 x 50 st <b>620064</b> 1 x 50 st <b>620065</b>
<p><b>Orbis Readiwipes Plus</b> Torkduk / avsprutningsservett. Mått: 23 x 23 cm.</p> 	Kartong	44 x 50 st <b>620053</b>

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Orbis kompress</b> 4-skikt. Nonwoven kompress. 10 x 10 cm. 50% rayon/ 50% polyester.</p>	Stl 10 x 10 cm	1 x 200 st <b>620015</b>
		
<p><b>Mesoft kompress - Mölnlycke</b> 4-lagers, osteril tork, används för tvättning, avtorkning och som kompress. Alternativ till traditionell gasväv.</p>	Stl 5 x 5 cm Stl 10 x 10 cm	1 x 100 st <b>620013</b> 1 x 100 st <b>620014</b>
		
<p><b>Tork - Mölnlycke</b> Platttork gasväv. Högabsorberande med invikta, fixerade gasvävskanter. Osterila.</p>	Nr 2 Stl 20 x 25 mm Nr 3 Stl 25 x 30 mm	1 x 500 st <b>620008</b> 1 x 500 st <b>620056</b>
		
<p><b>Rundtork - Mölnlycke</b> Gasväv i 100% bomull, osteril.</p>	Nr 3 Diam. 2,8 cm Nr 5 Diam. 6,0 cm	1 x 250 st <b>620048</b> 1 x 100 st <b>620114</b>
		
<p><b>Muntork - Proxident</b> Används för rengöring av munhålan samt för att fukta och smörja torra och irriterande slemhinnor. Finns i två storlekar, liten och stor.</p>	Muntork liten Muntork stor	1 x 50 st <b>620006</b> 1 x 50 st <b>620007</b>
		
<p><b>Pillertork - OneMed</b> Av gasväv.</p>	Nr 1 Stl 8 x 8 mm	1 x 100 st <b>620054</b>
		
<p><b>Celltork - Mölnlycke</b> Cellstoff med mycket hög absorptionsförmåga. Vikta.</p>	6-lagers: 5 x 5 cm 8-lagers: 10 x 10 cm	1 x 250 st <b>620062</b> 1 x 350 st <b>620063</b>
		

# HYGIEN

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Topper nr 8 - Systagenix</b> Osteril, non-woven tork för tvättning, avtorkning och som kompress.</p>	<p>Stl 5 x 5 cm Stl 10 x 10 cm</p>	<p>1 x 100 st <b>620058</b> 1 x 100 st <b>620059</b></p>
<b>Dispensrar</b>		
<p><b>Roll-O-Mat dispenser - Roeko</b> Autoklaverbar automat av plast för bomullsrullar. Automatisk frammatning av en rulle vid tryck på locket. För rullar upp till 40 mm längd.</p>		<p>1 x 1 st <b>400130</b></p>
<p><b>Parotimat dispenser - Roeko</b> Behållare för Parotisrullar. Plexiglas med vipplöck för 50 st rullar.</p>		<p>1 x 1 st <b>400131</b></p>
<p><b>Solomat-N dispenser - Roeko</b> Pelletsautomat av plast, med vipplöck. Storlek 75 x 43 x 52 mm. Autoklaverbar till 134°C.</p>		<p>Nr 000 1 x 1 st <b>620074</b> Nr 00 1 x 1 st <b>620075</b> Nr 0 1 x 1 st <b>620076</b> Nr 1 1 x 1 st <b>620077</b></p>
<b>ÖGONDUSCH</b>		
<p><b>Ögondusch Sterisol</b> Engångsflaska steril isoton koksaltlösning (0,9%). Tömningstiden är ca 10 min. Öppnad flaska är hållbar i 3 år. "Används-före" datum angivet på flaskan.</p>		<p>Flaska 1 x 1 l <b>670275</b></p>

## SNABBINDEX

<b>LM färgkodade instrument</b> .....	<b>206-229</b>
Sonder.....	206
Sicklar .....	209
Hakar .....	210
Kyretter .....	211
Furkationsinstrument .....	213
Finisheringskyretter.....	214
Endodonti.....	217
Preparation.....	218
Restauration .....	219
Kompositinstrument LM Arte.....	221
Kompositinstrument övriga .....	222
Borttagning/placering av kronor.....	224
LM ErgoMix systemet (utbytbara spetsar) .....	224
Multiholder systemet .....	226
Finishing, kassetter, tillbehör .....	228
<b>Orbis färgkodade instrument</b> .....	<b>229-230</b>
<b>Rostfria instrument</b> .....	<b>230-244</b>
Sonder, sicklar, pincetter .....	231
Munspeglar .....	233
Spatlar, saxar .....	234
Planinstrument, tungspatlar .....	237
Fickdjupsmätare .....	237
Brynen, tandstensinstrument.....	238
Kulstoppare, kompositinstrument .....	239
Carvers, excavatorer.....	241
Pointspincetter, spreader, rotstoppare, kofferdamtänger .....	242
Trådpackare, sond, mätinstrument, kronborttagare .....	243
<b>Tillbehör, brickor, förvaringssystem</b> .....	<b>244-252</b>

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## LM INSTRUMENT

- LM-DuraGrade superstål i alla handinstrument.
- Ergonomiskt formgivet.
- Lättviktsinstrument, med instrumentidentifikation i distinkta färger.

Skaft i två utföranden:

Si - ErgoNorm skaft Ø 8,5 mm.

XSi - ErgoMax skaft Ø 11,5 mm.



ErgoNorm



ErgoMax

## Diagnostik

### Spegelskaft

LM 25

Spegelskaftets gängor är i enlighet med internationella standarden M 2.5. Spegelskaftet måste ha en diameter på 2,5-2,6 mm.

Rött, blått eller grått skaft:

Si - 8,5 mm

XSi - 11,5 mm



Si

röd

Styck 540502

XSi

röd

Styck 540503

Si

blå

Styck 540500

XSi

blå

Styck 540501

Si

grå

Styck 540504

XSi

grå

Styck 540505

### Spegelskaft LM ErgoSingle

LM 25E

Långt välbalanserat skaft, når långt bak i munnen. "Knackvänligt" utformat, utmärkt vid undersökning. Ergonomiskt skaft med hög komfort.



Si

grå

Styck 540490

Si

blå

Styck 540492

Si

röd

Styck 540494

### Spegelskaft Ortho

LM 25-26

Skaft för spegel i ena änden och mätsticka i den andra. Mätsticka med mm-skala för att mäta sagitala och vertikala bettrelationer. 1 mm skala med totallängd 25 mm.

Blått skaft:

XSi - 11,5 mm



XSi

Styck 540499

### Undersökningssond

LM 5-8

Grått skaft:

Si - 8,5 mm

XSi - 11,5 mm



Si

Styck 540506

XSi

Styck 540507

### Sond undersökning

LM 17-23

Grått skaft:

Si - 8,5 mm



Si

Styck 540510

XSi

Styck 540511

### Undersökningssond

LM 11-12

Undersökningssond för att diagnostisera tandsten och karies samt upptäcka fickor, restorationer och furkationer. Böjd liksom Gra 11/12, för undersökning av subgingivala rotytor.

Grått skaft:

XSi - 11,5 mm.



Xsi









Styck 540517



# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Undersökningssond</b> LM 17C-23 Undersökningssond för att diagnostisera tandsten och karies samt upptäcka fickor, restorationer och furkationer. Centrerad, särskilt för undersökning av distala ytor. Grått skaft: XSi - 11,5 mm.</p>	XSi	Styck <b>540513</b>
<p><b>Flexplor</b> LM 11F-12F En flexibel sond vinklad som Gracey 11/12. Speciellt lämpad för parodontal diagnostisering av subgingival tandsten på alla ytor, samt vid sondering av djupa fickor. Grått skaft: XSi - 11,5 mm</p>	XSi	1 x 1 st <b>540529</b>
<p><b>Protetisk sond</b> LM 18-19 För undersökning av kantanslutningar på protetiska konstruktioner som kronor, broar, inlay, onlay. Grått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	Si XSi	Styck <b>540518</b> Styck <b>540519</b>
<p><b>Sond rak</b> LM 9 Grått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	Si XSi	Styck <b>540520</b> Styck <b>540521</b>
<p><b>Sond</b> LM 23 Undersökningssond för att diagnostisera tandsten och karies samt upptäcka fickor, restorationer och furkationer. Enkeländad böjd undersökningssond. Grått skaft: XSi - 11,5 mm.</p>	XSi	Styck <b>540525</b>
<p><b>Sond</b> LM 29 Undersökningssond för att diagnostisera tandsten och karies samt upptäcka fickor, restorationer och furkationer. Sond Holst - halsen böjd i sidled. Enkeländad. Grått skaft: XSi - 11,5 mm.</p>	XSi	Styck <b>540527</b>
<p><b>Sond-ficksond</b> LM 23-52B 2 mm intervall. Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	Si XSi	Styck <b>540530</b> Styck <b>540531</b>

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Sond-ficksond m knapp</b> LM 8-520B Diameter 0,5 mm 2 mm intervall Blått skaft: Si - 8,5 mm	 Si	Styck <b>540534</b>
<b>Sond-ficksond m knapp</b> LM 23-520B Diameter 0,5 mm 2 mm intervall Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck <b>540536</b> Styck <b>540537</b>
<b>Sond-ficksond m knapp</b> LM 23-530B Diameter 0,5 mm 3 mm intervall Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck <b>540532</b> Styck <b>540533</b>
<b>Sond-ficksond WHO m knapp</b> LM 8-550B Dubbeländat Diameter 0,5 mm Gradering: 3,5-5,5-8,5-11,5 mm Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si blå XSi blå	1 x 1 st <b>540538</b> 1 x 1 st <b>540539</b>
<b>Sond - WHO-ficksond m knapp</b> LM 23-550B Diameter 0,5 mm Gradering: 3,5-5,5-8,5-11,5 mm Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck <b>540540</b> Styck <b>540541</b>
<b>WHO ficksond enkeländad med knapp</b> LM 550B Diameter 0,5 mm Gradering: 3,5-5,5-8,5-11,5 mm Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck <b>540552</b> Styck <b>540553</b>
<b>Furkationssond med knapp</b> LM 20B-21B 2 mm intervall Grått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck <b>540544</b> Styck <b>540545</b>
<b>Furkationssond Naber</b> LM 20-21 Grått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck <b>540542</b> Styck <b>540543</b>

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Sicklar

Sicklar för avlägsnande av supra-gingival tandsten. Triangulärt tvärsnitt, två skärande eggar, vass spets.



### Mikrosickel LM ErgoAccess

LM 301-302 EASi  
Unik skaftdesign får instrumentet att ligga perfekt i handen. Ger dessutom en bättre åtkomlighet i trånga lägen.



EASi

1 x 1 st **540590**

### Mikrosickel

LM 301-302  
Gracil arbetsdel, för täta interdentalutrymmen.  
Mörkgrått skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck **540566**  
Styck **540567**

### Minisickel

LM 311-312  
För alla tandytor, speciellt approximalytor.  
Rött skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck **540560**  
Styck **540561**

### Sickel LM23

LM 313-314  
Längre nedre hals och kortare arbetsdel än Minisickeln.  
Mörkblått skaft:  
Si = 8,5 mm.  
XSi = 11,5 mm.



Si  
XSi

Styck **540562**  
Styck **540563**

### Crane-Kaplan

LM 322-323  
Robust, kraftigt böjd arbetsdel. För grovdepurering på alla tandytor.  
Rött skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck **540568**  
Styck **540569**

### Mini Kaplan

LM 333-334  
Smäckrare arbetsdel än Crane-Kaplan.  
Grönt skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck **540570**  
Styck **540571**

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Hygienistsicklar

### Sickel-scaler

LM 141  
Enkeländad  
Orange skaft:  
XSi - 11,5 mm



XSi

Styck 540575

### Scaler H6-H7

LM 146-147  
Grått skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si

XSi

Styck 540572

Styck 540573

## Konkavitetshakar

För avlägsnande av supra- och subgingival tandsten. Lämplig för djupa, trånga fickor och konkava rotytor. För både vertikal och horisontal teknik. Fint hackformat blad med rundade hörn. Eliptisk skärande egg.



### Hake anterior

LM 112-113  
Grönt skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si

XSi

Styck 540580

Styck 540581

### Hake lateral

LM 134-135  
Gult skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si

XSi

Styck 540582

Styck 540583

### Hake posterior

LM 156-157  
Rött skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si

XSi

Styck 540584

Styck 540585

### LM Ergo Access

112-156 EASi.



EASi

Styck 540586

Unik design på skaftet höjer ergonomin. Instrumentet ligger naturligt i handen och gör svåråtkomliga områden lätta att nå. Arbetsdelens hake har fått rundade hörn och avlägsnar effektivt supra- och subgingival tandsten i smala, djupa fickor samt på konkava rotytor.

### LM Ergo Access H Scaler II

LM 156-157 EASi.



EASi

Styck 540588

Unik design på skaftet höjer ergonomin. Instrumentet ligger naturligt i handen och gör svåråtkomliga områden lätta att nå. Arbetsdelens hake har fått rundade hörn och avlägsnar effektivt supra- och subgingival tandsten i smala, djupa fickor samt på konkava rotytor.

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Universalkyretter

För avlägsnande av supra- och subgingival tandsten. Två skärande eggjar, rundad spets.



### McCall 135-145

LM 222-223

Gult skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck 540600  
Styck 540601

### Mini McCall

LM 222-223M

Minimodell: lång hals, kortare arbetsdel. Vassare, med liten rundad spets (inte sickelformad), speciellt för djupa fickor.

Gult skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck 540602  
Styck 540603

### McCall 17-18

LM 277-278

Jämbred arbetsdel för alla tandytor, särskilt för stora molarytor.

Gult skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck 540606  
Styck 540607

### McCall 175-185

LM 279-280

Utmärkt i trånga mellanrum. Smalare arbetsdel än hos 17-18, mindre blad.

Gult skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck 540608  
Styck 540609

### Kyrett LM 15-16

LM 225-226

Gult skaft:  
XSi - 11,5 mm



XSi

Styck 540605

### Goldman-Fox 3

LM 233-234

Grönt skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck 540622  
Styck 540623

### Goldman-Fox 4

LM 235-236










Orange skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck 540624  
Styck 540625

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Langer 1-2</b> LM 281-282 Kyrett för uk molarer. Rött skaft: XSi = 11,5 mm.</p>	 <p>XSi</p>	<p>Styck <b>540611</b></p>
<p><b>Langer 3-4</b> LM 283-284 Kyrett för ök molarer. Grönt skaft: XSi = 11,5 mm.</p>	 <p>XSi</p>	<p>Styck <b>540613</b></p>
<p><b>Langer 5-6</b> LM 285-286 Kyrett för ök och uk incisiver. Blått skaft: XSi = 11,5 mm.</p>	 <p>XSi</p>	<p>Styck <b>540615</b></p>
<p><b>Langer 1-2 mini</b> LM 281-282M Minikyrett för ukmolarer. Rött skaft: XSi = 11,5 mm.</p>	 <p>XSi</p>	<p>Styck <b>540617</b></p>
<p><b>Langer 3-4 mini</b> LM 283-284M Minikyrett för ökmolarer. Grönt skaft: XSi = 11,5 mm.</p>	 <p>XSi</p>	<p>Styck <b>540619</b></p>
<p><b>Langer 5-6 mini</b> LM 285-286M Minikyrett för ök och uk incisiver. Blått skaft: XSi = 11,5 mm.</p>	 <p>XSi</p>	<p>Styck <b>540621</b></p>
<p><b>Columbia 2L-2R</b> LM 217-218 Grått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	 <p>Si XSi</p>	<p>Styck <b>540626</b> Styck <b>540627</b></p>
<p><b>Columbia 4L-4R</b> LM 219-220 Rött skaft: XSi - 11,5 mm</p>	 <p>XSi</p>	<p>Styck <b>540629</b></p>
<p><b>Columbia 13-14</b> LM 237-238 Blått skaft: XSi - 11,5 mm</p>	 <p>XSi</p>	<p>Styck <b>540631</b></p>

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Specialkyretter

Kombinerad universal- och finisheringskyret. För avlägsnande av supra och subgingival tandsten. Två elipsformade skärande egg. Rundad spets.



### LM Syntette

LM 215-216

Gult skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



För hela bittet. För konkava och konvexa ytor. Samma instrumentspets passar för både distala och mesiala ytor i samma interdentalrum. För både vertikal och horisontal teknik.

Si  
XSi

Styck 540642  
Styck 540643

### LM Syntette mini

LM 215-216M

Gult skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Minimodellen är utmärkt i djupa, trånga tandfickor.

Si  
XSi

Styck 540644  
Styck 540645

## Interapproximala kyretter

### Approximal- curette SV 1-3

LM 251-253

Mörkgrått skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



För kvadranten 1 och 3. Konvex arbetsyta, en skärande egg.

Si  
XSi

Styck 540646  
Styck 540647

### Approximal- curette SV 2-4

LM 252-254

Gult skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



För kvadranten 2 och 4. Konvex arbetsyta, en skärande egg.

Si  
XSi

Styck 540648  
Styck 540649

## Furkationsinstrument

### Konkavitetsfil SV 5-6

LM 255-256D

Brunt skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Liten diamantbelagd rund spets för att rengöra och forma djupa konkava ytor. För rotfårar och konkaviteter.

Si  
XSi

Styck 540650  
Styck 540651

### Furkationsfil SV 7-8

LM 257-258D

Grönt skaft:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm











För furkar gr. II och III. Liten diamantbelagd äggformad spets för rengöring i furkationen.

Si  
XSi








Styck 540652  
Styck 540653

# INSTRUMENT – LM










PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Furcator KS</b> LM 259-260 Blått skaft: XSi - 11,5 mm.</p>	 <p>En lätt vinklad excavator anpassad för att rengöra furkationsytorna och inre ytor, särskilt konkava ytor och fåror.</p>	<p>XSi</p> <p>Styck <b>540641</b></p>
<p><b>Furkationsfil</b> LM 261-262D Rött skaft: XSi - 11,5 mm.</p>	 <p>Extremt fint diamanbelagt instrument för borttagning av tandsten i furkationer och rotfördjupningar. Enkel åtkomst tack vare fin, flexibel design på bladet. Kan användas vertikalt, horisontalt och diagonalt.</p>	<p>XSi</p> <p>Styck <b>540827</b></p>
<p><b>Furkationsfil</b> LM 263-26D Blått skaft: XSi - 11,5 mm</p>	 <p>Extremt fint diamanbelagt instrument för scaling av rotytan. Enkel åtkomst tack vare fin, flexibel design på bladet i mesial-distal riktning och räfflor. Kan användas vertikalt, horisontalt och diagonalt.</p>	<p>XSi</p> <p>Styck <b>540829</b></p>
<p><b>Finisheringskyretter</b></p> <p>Områdsspecifika kyretter för avlägsnande av subgingival tandsten. För finishering av subgingivala rotytor.</p> <p>En böjd skärande egg, med rundad skärande spets.</p>		
<p><b>Gracey 1-2</b> LM 201-202 För inciser, premolarer. Grått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>		<p>Si</p> <p>XSi</p> <p>Styck <b>540660</b> Styck <b>540661</b></p>
<p><b>Gracey 3-4</b> LM 203-204 För inciser, premolarer. Mörkgrått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>		<p>Si</p> <p>XSi</p> <p>Styck <b>540662</b> Styck <b>540663</b></p>
<p><b>Gracey P3-P4</b> LM 266-267 Kort hals, gör instrumentet rigidare. Mörkgrått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>		<p>Si</p> <p>XSi</p> <p>Styck <b>540664</b> Styck <b>540665</b></p>
<p><b>Gracey 5-6</b> LM 205-206 För inciser, premolarer. Gult skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>		<p>Si</p> <p>XSi</p> <p>Styck <b>540666</b> Styck <b>540667</b></p>










# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Gracey 7-8</b>	Si	Styck 540668
LM 207-208	XSi	Styck 540669
För premolarer, molarer.		
Grönt skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
		
<b>Gracey 9-10</b>	Si	Styck 540670
LM 209-210	XSi	Styck 540671
För molarer universalt.		
Kan användas för horisontal depuration.		
Rött skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
		
<b>Gracey 11-12</b>	Si	Styck 540672
LM 211-212	XSi	Styck 540673
För mesialytor på molarer.		
Orange skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
		
<b>Gracey 13-14</b>	Si	Styck 540674
LM 213-214	XSi	Styck 540675
För distalytor på molarer.		
Blått skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
		
<b>Gracey 15-16</b>	Si	Styck 540676
LM 245-246	XSi	Styck 540677
För mesialytor på molarer, mer vinklad i halsen än Gracey 11/12.		
Brunt skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
		
<b>Gracey 17-18</b>	Si	Styck 540678
LM 247-248	XSi	Styck 540679
För distalytor på molarer, mer vinklad i halsen än Gracey 13/14.		
Mörkblått skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
		
<b>Mini Gracey Kyretter</b>		
Har längre hals och mindre arbetsdel jämfört med standardmodellen.		
<b>Gracey Mini</b>	Si	Styck 540680
1-2	XSi	Styck 540681
LM 201-202M		
Grått skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
		








# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Gracey Mini 7-8</b> LM 207-208 M Grönt skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540682 Styck 540683
<b>Gracey Mini 11-12</b> LM 211-212M Orange skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540684 Styck 540685
<b>Gracey Mini 13-14</b> LM 213-214M Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540686 Styck 540687
<b>Gracey Mini 15-16</b> LM 245-246M Brunt skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540688 Styck 540689
<b>Gracey Mini 17-18</b> LM 247-248M Mörkblått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540690 Styck 540691
<b>Makro Gracey Kyretter</b> En kombination av mini- och standard Gracey. Lång arbetsdel och förlängd nedre hals underlättar tillträde i djupa fickor.		
<b>Gracey Macro 5-6</b> LM 205-206AF Gult skaft: XSi - 11,5 mm	 XSi	Styck 540693
<b>Gracey Macro 7-8</b> LM 207-208AF Grönt skaft: XSi - 11,5 mm	 XSi	Styck 540695
<b>Gracey Macro 11-12</b> LM 211-212AF Orange skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540696 Styck 540697
<b>Gracey Macro 13-14</b> LM 213-214AF Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540698 Styck 540699








# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Gracey Mesial-Destal</b>		
För behandling av en kvadrant åt gången.		
<b>Gracey Mesial/Distal 11-14</b>	Si XSi	Styck <b>540632</b> Styck <b>540633</b>
LM 211-214 Orange skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		
<b>Gracey Mesial/Distal 12-13</b>	Si XSi	Styck <b>540634</b> Styck <b>540635</b>
LM 212-213 Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		
<b>Gracey Mesial/Distal 15-18</b>	XSi	Styck <b>540637</b>
LM 245-248 Brunt skaft: XSi - 11,5 mm		
<b>Gracey Mesial/Distal 16-17</b>	XSi	Styck <b>540639</b>
LM 246-247 Mörkblått skaft: XSi - 11,5 mm		
<b>Endodonti</b>		
<b>Rotkanalssond</b>		
LM 27-28 Med långa vassa spetsar. Grönt skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	Si XSi	Styck <b>540780</b> Styck <b>540781</b>
		
<b>Rotkanals-excavator 1 mm</b>	Si XSi	Styck <b>540782</b> Styck <b>540783</b>
LM 612-622 Förlängda, böjda halsar för alla slags pulpakaviteter. Gult skaft: Si - 8,5 mm XSi 11,5 mm		
<b>Rotkanals-excavator 1,5 mm</b>	Si XSi	Styck <b>540784</b> Styck <b>540785</b>
LM 632-642 Gult skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		










# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Rotkanalsexcavator</b> <b>2 mm</b> LM 652-662 Gult skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	 Si XSi	<p>Styck <b>540786</b> Styck <b>540787</b></p>
<p><b>Rotkanalsstoppare</b> LM 41-42 Spetsar 0,5 och 1,0 mm. Grått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	 Si XSi	<p>Styck <b>540790</b> Styck <b>540791</b></p>
<p><b>Endodontisk kirurgi</b> För avlägsnande av avmineraliserad dentin, guttaperka och cement från rotspetsen. God sikt.</p>		
<p><b>Apexpackare GFV 0,4-0,6 mm</b> LM 410-420 För retrograd återfyllning. Brunt skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	 Si XSi	<p>Styck <b>540806</b> Styck <b>540807</b></p>
<p><b>Apexpackare GFV 0,8-1 mm</b> LM 430-440 För retrograd återfyllning. Brunt skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	 Si Si	<p>Styck <b>540808</b> Styck <b>540808</b></p>
<p><b>Preparation</b></p>		
<p><b>Runda excavatorer</b> Rund arbetsdel. Böjd skärande egg.</p>		
<p><b>Excavator rund</b> <b>1,0 mm</b> LM 61-62 Rött skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	 Si XSi	<p>Styck <b>540700</b> Styck <b>540701</b></p>
<p><b>Excavator rund</b> <b>1,5 mm</b> LM 63-64 Rött skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p>	 Si XSi	<p>Styck <b>540702</b> Styck <b>540703</b></p>









# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Excavator rund</b>	Si	Styck 540704
<b>2,0 mm</b>	XSi	Styck 540705
LM 65-66		
Rött skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
<b>Kontravinkelböjda excavatorer</b>		
Med rund arbetsdel och böjd, skärande egg på kontravinkelböjd hals.		
<b>Kontravinkelböjd excavator 1,0 mm</b>	Si	Styck 540710
<b>1,0 mm</b>	XSi	Styck 540711
LM 611-621		
Grönt skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
<b>Kontravinkelböjd excavator 1,5 mm</b>	Si	Styck 540712
<b>1,5 mm</b>	XSi	Styck 540713
LM 631-641		
Grönt skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
<b>Kontravinkelböjd excavator 2,0 mm</b>	Si	Styck 540714
<b>2,0 mm</b>	XSi	Styck 540715
LM 651-661		
Grönt skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
<b>Kontravinkelböjd excavator 3,5 mm</b>	Si	Styck 540716
<b>3,5 mm</b>	XSi	Styck 540717
LM 671-681		
Grönt skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		
<b>Restauration</b>		
<b>Isoleringsinstrument rigid</b>		
LM 29H-30H	Si	Styck 540816
För att överförbas- eller tunnainlägg till den-tinytor.	XSi	Styck 540817
Gult skaft:		
Si - 8,5 mm		
XSi - 11,5 mm		









# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Isoleringsinstrument - Stoppare</b> LM 30-34 Stoppare, böjbar spets. Gult skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540818 Styck 540819
<b>Isoleringsinstrument - Stoppare, rigid</b> LM 30H-34 Stoppare, böjbar Gult skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540820 Styck 540821
<b>Spatel</b> LM 450-460 Grått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540810 Styck 540811
<b>Trådpackare 2,6 mm</b> LM 492-493 Mörkblått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540814 Styck 540815
<b>Trådpackare 2 mm</b> LM 490-491 Mörkblått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540812 Styck 540813
<b>Stoppare 1,0 -1,5 mm</b> LM 340-360 Slät, cylindrisk Rött skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540746 Styck 540747
<b>Stoppare 1,2-2 mm</b> LM 350-380 Slät, cylindrisk Rött skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540740 Styck 540741
<b>Stoppare kontra-vinkelböjd</b> LM 351-381 Kontravinkelböjd 1,2-2 mm Rött skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540748 Styck 540749
<b>Punsare</b> LM 31-32 Grönt skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm	 Si XSi	Styck 540730 Styck 540731

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Punsare/Kulstoppare</b> LM 471-473 Orange skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p> 	Si XSi	Styck 540732 Styck 540733
<p><b>Punsare/Kulstoppare</b> LM 476-477 Punsare - kulstoppare. Rött skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p> 	Si XSi	Styck 540734 Styck 540735
<p><b>Kompositinstrument LM Arte</b> Instrumentserie utvecklad av tandläkare och speciellt anpassade för skitteknik med komposit. Ergonomiskt 11,5 mm tjockt skaft (LM-ErgoMax).</p>		
<p><b>LM Arte Applica Twist</b> 464-494</p>  <p>Tunn och smal utformning, som LM-Arte Applica, dess böjda vinklar gör det möjligt att nå ännu svårare områden.</p>	XSi	1 x 1 st 541081
<p><b>LM Arte Modella</b> 442-443</p>  <p>Idealisk för kompositmodellering. Utformningen med sin supertunna och breda spatel täcker alla estetiska behov och små detaljer.</p>	XSi	1 x 1 st 541080
<p><b>LM Arte Eccesso</b> 307-308</p>  <p>Instrument för att avlägsna överskott av komposit och bonding. De speciellt vinklade arbetsdelarna är idealiska för att avlägsna överskott cervikalt, i fronten eller interproximalt i molarområdet. Det flexibla instrumentet kännetecknas av optimal längd, tjocklek och bredd på bladet.</p>	XSi	1 x 1 st 541079
<p><b>LM Arte Misura</b> 496-497</p>  <p>Unikt instrument för horisontell och vertikal mätning av tjockleken på kompositskiktet på de anteriora restaureringarna. Ger den slutliga estetiska restaurationen en korrekt kalibrerad opak och genomskinlig komposit, vilket gör att grå effekter av kompositen undviks.</p>	XSi	1 x 1 st 541077
<p><b>LM Arte Condensa</b> 488-489</p>  <p>Lång, rundad stoppare, speciellt utformad för modellering av kompositfyllningar. Ena spetsen är tunnare och lämpligast i mindre kaviteter. Halsen är böjd med en radie som gör det möjligt att nå alla tänkbara kaviteter. Arbetsdelarna är rundade för att undvika vidhäftning av komposit.</p>	XSi	1 x 1 st 541075
<p><b>LM Arte Fissura</b> 481-487</p>  <p>Mycket skarpa arbetsdelar, den koniska spetsen är perfekt att formge ocklusalytor med. Den tunna sondliknande änden är lämplig vid modellering av fissurer och mameloner, samt för att belägga skikt av komposit och sealer. Flexibelt, avlägsnar överskott skonsamt.</p>	XSi	1 x 1 st 541073

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>LM Arte Applic</b> 46-49</p>  <p>Smal, flexibel spatel utformad för estetisk modellering av komposit. Den flexibla arbetsdelen formger varsamt kompositskikten. Instrumentets tunnare spets används vid utformning av t.ex approximal ytor, samt innanför matrisbandet.</p>	XSi	1 x 1 st <b>541071</b>
<p><b>Kompositinstrument övriga</b></p> <p><b>Flow Instrument IO</b> LM 484-485 Mörkblått skaft: XSi - 11,5 mm</p>  <p>För enklare hantering och modellering av flytande komposit.</p>	XSi	Styck <b>540481</b>
<p><b>Modelleringsinstrument Modeller MH</b> LM 708-709 Grönt skaft: XSi - 11,5 mm</p>  <p>För packning av stora, approximala fyllningar i flera lager. Cylindriska arbetsdelar förhindrar att de fastnar i kompositen. För att hålla matrisbandet på plats vid ljushärdning.</p>	XSi	1 x 1 st <b>540769</b>
<p><b>Modelleringsinstrument Modeller MH Mini</b> LM 707-708 Rosalila skaft: XSi - 11,5 mm</p>  <p>För packning av små och medelstora approximala fyllningar i flera lager. För att hålla matrisbandet på plats vid ljushärdning. En cylindrisk arbetsdel minskar risken för att fastna i komposit vid ljushärdning.</p>	XSi	1 x 1 st <b>540799</b>
<p><b>Modelleringsinstrument</b> LM 478-479 Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p> 	Si XSi	Styck <b>540766</b> Styck <b>540767</b>
<p><b>Packare-Modellerare IO</b> LM 482-483 Rött skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p> 	Si XSi	Styck <b>540750</b> Styck <b>540751</b>
<p><b>Packare-Modellerare IO prem</b> M 482-702 Kombinationsinstrument för premolarer. Brunt skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p> 	Si XSi	Styck <b>540752</b> Styck <b>540753</b>
<p><b>Packare-Modellerare IO m</b> LM 483-703 Kombinationsinstrument för molarer. Orange skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm</p> 	Si XSi	Styck <b>540754</b> Styck <b>540755</b>



# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Framtandsinstrument</b> LM 43-47 Grönt skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		Si XSi Styck 540756 Styck 540757
<b>Planinstrument - cylinder</b> LM 48-702 Gult skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		Si XSi Styck 540758 Styck 540759
Kindtands-/Kompositinstrument. Den ena delen ett planinstrument och den andra arbetsdelen en cylinder med rundad topp.		
<b>Formkondenserare</b> LM 702-703 1,5-2,5 mm Mörkgrått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		Si XSi Styck 540760 Styck 540761
<b>Planinstrument för komposit 6</b> LM 446-447 Orange skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		Si XSi Styck 540764 Styck 540765
<b>Planinstrument, mini</b> LM 444-445 Orange skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		Si XSi Styck 540762 Styck 540763
<b>Carver Nyström I</b> LM 74-75 Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		Si XSi Styck 540776 Styck 540777
<b>Carver Nyström III</b> LM 76-77 Grönt skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		Si XSi Styck 540778 Styck 540779
<b>Överskottssickel</b> LM 785-795 Mörkblått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		Si XSi Styck 540836 Styck 540837
<b>Överskottssickel, mini</b> LM 784-794 Blått skaft: Si - 8,5 mm XSi - 11,5 mm		Si XSi Styck 540838 Styck 540839

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Borttagning och placering av kronor

Tre praktiska instrument speciellt för borttagning och placering av kronor. Utvecklade tillsammans med Dr Kardel, Norge och Dr Ensio, Finland.

Finns endast med LM-ErgoMax tjockt skaft (XSi).  
Dubbelvinklat blad med 45 graders vridning.



### Crown Off

LM 767-768 XSi

Grönt skaft:  
XSi - 11,5 mm



Dubbeländat instrument för borttagning av kronor, broar och temporära laminat. Kan användas för alla former av bändande och borttagning i munnen. Arbetsdelen vinklad 45 grader.

XSi

Styck **540875**

### Crown On 1

LM 761 XSi

Rött skaft:  
XSi - 11,5 mm



Enkeländat, rakt instrument för applicering av kronor och inlägg. Platt arbetsdel med fördjupning i mitten vilket stabiliserar instrumentet till occlusalytan medan kronan pressas på plats. Utformningen hindrar instrumentet från att slinta.

XSi

Styck **540877**

### Crown On 2

LM 762-763 XSi

Brunt skaft:  
XSi - 11,5 mm



Dubbeländat instrument för borttagning av kronor, broar och temporära laminat. Dubbelvinklat med 45 graders vridning. Platt arbetsdel med fördjupning i mitten vilket stabiliserar instrumentet till occlusalytan medan kronan pressas på plats. Utformningen hindrar instrumentet från att slinta.

XSi

Styck **540879**

## LM-ErgoMix systemet

En serie handinstrument med utbytbara spetsar (arbetsdelar) i DuraGradeMAX superstål eller implantat instrument i titan:

- Alltid skarpa instrument
- Spar tid och kostnader
- Minskat spill (trasig spets byts ut)
- Individuell färgkodning

Rengöring och sterilisering sker på vanligt sätt, den täta konstruktionen garanterar en hög hygiennivå.



### Micro sickle

LM 301-302 EM

DuraGradeMAX  
superstål.



Komplett instrument  
Arbetsdel L 301  
Arbetsdel R 302

1 x 1 st **541020**  
1 x 1 st **541021**  
1 x 1 st **541022**

### Mini Syntette

LM 215-216 M

DuraGradeMAX  
superstål.



Komplett instrument  
Arbetsdel L 215M  
Arbetsdel R 216M

1 x 1 st **541023**  
1 x 1 st **541024**  
1 x 1 st **541025**

### Mini Gracey 1/2

LM 201-202 M









DuraGradeMAX  
superstål.



Komplett instrument  
Arbetsdel Gracey 1 201M  
Arbetsdel Gracey 1 202M

1 x 1 st **541026**  
1 x 1 st **541027**  
1 x 1 st **541028**

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<b>Mini Gracey</b> <b>11/12</b> LM 211-212 M DuraGradeMAX superstål.		Komplet instrument Arbetsdel Gracey 11 211M Arbetsdel Gracey 12 212M	1 x 1 st <b>541029</b> 1 x 1 st <b>541030</b> 1 x 1 st <b>541031</b>
<b>Mini Gracey</b> <b>13/14</b> LM 213-214 M DuraGradeMAX superstål.		Komplet instrument Arbetsdel Gracey 13 213M Arbetsdel Gracey 14 214M	1 x 1 st <b>541032</b> 1 x 1 st <b>541033</b> 1 x 1 st <b>541034</b>
<b>Implantatinstrument LM-ErgoMix</b> Titaninstrument. Skonsamma mot implantatet. Smala, optimalt böjda spetsar som når alla ytor. Bra känslighet, jämförbar med den hos stålinstrument. Ergonomiskt utformat silikonhandtag ger ett bra grepp. Levereras med utbytbara spetsar.			
<b>Implant Mini</b> <b>Universal</b> <b>Curette</b> LM 283-284 MTi Spetsar i titan.		Komplet instrument Titanspets 283 Ti Titanspets 284 Ti	1 x 1 st <b>541035</b> 1 x 1 st <b>541036</b> 1 x 1 st <b>541037</b>
<b>Implant Mini</b> <b>Gracey 1/2</b> LM 201-202 MTi Spetsar i titan.		Komplet instrument Titanspets 201 M Ti Titanspets 202 M Ti	1 x 1 st <b>541038</b> 1 x 1 st <b>541039</b> 1 x 1 st <b>541040</b>
<b>Implant Mini</b> <b>Gracey 11/12</b> LM 211-212 MTi Spetsar i titan.		Komplet instrument Titanspets 211M Ti Titanspets 212M Ti	1 x 1 st <b>541041</b> 1 x 1 st <b>541042</b> 1 x 1 st <b>541043</b>
<b>Implant Mini</b> <b>Gracey 13/14</b> LM 213-214 MTi Spetsar i titan.		Komplet instrument Titanspets 213M Titanspets 214M	1 x 1 st <b>541044</b> 1 x 1 st <b>541045</b> 1 x 1 st <b>541046</b>
<b>LM ErgoMix</b> <b>separata</b> <b>handtag</b>		Grått 9010 Mörktgrått 9011	1 x 1 st <b>541001</b> 1 x 1 st <b>541002</b>
<b>LM ErgoMix</b> <b>läsringar</b>		Orange 9020 Ljusblå 9021 Grå 9022 Gul 9023 Mörkgrå 9024 Röd 9025	1 x 2 st <b>541005</b> 1 x 2 st <b>541006</b> 1 x 2 st <b>541007</b> 1 x 2 st <b>541004</b> 1 x 2 st <b>541008</b> 1 x 2 st <b>541009</b>

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Multiholder systemet

### Multiholder Introkit

System med instrument för utbytbara arbetsdelar i plast t ex tandköttsretraktorer, cervikalmatriser och implantatsickel. Stålhalsarna på instrumenten har fyra olika utformningar/vinklingar för att underlätta tillgängligheten i olika områden.

Introkit: Instrumenten Multiholder PK I och PK II, Multilever samt prov på samtliga arbetsdelar, 48 st.



LM 7555 Kit

1 x 1 fp **540932**

### Multiholder PK I

LM 750-756

Två skaft tjock-lekar:  
Si - 8,5 mm  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck **540926**  
Styck **540927**

### Multiholder PK II

LM 752-754

Två skaft tjock-lekar:  
Si - 8,5 mm.  
XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

Styck **540928**  
Styck **540929**

### LM MultiLever

Bra tillbehör för att avlägsna arbetsdelar från Multiholder skaft.



LM 7550

Styck **540965**

### Implantatsickel

LM 7701

Engångsspetsar. För supragingival rengöring av implantat. Hårdplast, mjukare än titan. Spetsen kan roteras 360°. Kan före första användningen autoklaveras på 120°C. Används tillsammans med Multiholder skaftet. Refillförpackning med gult lock.



LM 7701

1 x 30 st **540961**

### Gingivalretraktorer Sortiment

Tandköttsretraktorer som passar till LM Multiholder instrument. Arbetsdel för arbete vid tandköttskanten.

Tre storlekar.

Sortiment LM 7500: 30 st retraktorer per storlek S, M och L.




LM 7500: 30 st/storlek

1 x 90 st **540935**

### Gingivalretraktorer refill

Refillförpackning med blått lock.



LM 7502 S för incisiver och hörntänder  
LM 7504 M för premolarer  
LM 7506 L för molarer

1 x 60 st **540936**  
1 x 60 st **540937**  
1 x 60 st **540938**

# INSTRUMENT – LM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Cervikalmatriser sortiment

Cervikalmatriser som passar på Multiholder instrumentet.

Arbetsdel för bättre anatomi. Skyddar mot fukt, motverkar luftbubblor. Fyra olika modeller.

Sortiment LM 7600: 30 st matriser per storlek S, M och L.




Sortiment LM 7600: 30 st/modell

1 x 120 st

540945

## Cervikalmatriser refill

Refillförpackning med grönt lock.



LM 7602 för incisiver och hörntänder

1 x 60 st

540946

LM 7604 för premolarer

1 x 60 st

540947

LM 7606 för små molarer

1 x 60 st

540948

LM 7608 för stora molarer


1 x 60 st

540949

## LM Kontaktskapare

En transparent engångsspets som underlättar att skapa rätt kontur och kontaktpunkt på kompositfyllningen approximalt. Spetsarna skall fästas i MultiHolder-skaftet PK I eller PK II.

LM 7620: Sortiment, 120 st (30 st av varje storlek XS,S,M,L).




Sortiment 7620

1 x 120 st

540985

## Kontaktskapare refill

Separata storlekar. Refillförpackning med rött lock.



XS LM 7622

1 x 60 st

540986

S LM 7624

1 x 60 st

540987

M LM 7626

1 x 60 st

540988

L LM 7628

1 x 60 st

540989

## Finishing

### LM-Cello - Stripshållare LM 2010C.

- För finishing av approximal- och kontaktytor, konturering inför kofferdam- och matrisläggning.
- För finisering av cementeringsfogar på laminat, gjutfyllningar och kronor.
- För avlägsnande av tandsten i kontaktområden, konturering för att möjliggöra approximal rengöring, vid approximal finishing kan pasta föras med stripset.
- För "Enamel Stripping" vid ortodonti.



LM 2010C

1 x 1 st

540970

# INSTRUMENT – LM

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### LM-Cello strips

Strips i två utföranden:

- Helbelagd arbetsyta
- Litet spänlöst mittparti

Litet spänlöst mittparti är bra att använda vid extremt hårda kontaktpunkter.

50 st/tp.

Strips med blanka punkter



LM 5502 ensidig 2 mm

Strips utan blanka punkter



LM 5512 ensidig 2 mm



LM 5503 ensidig 3 mm



LM 5513 ensidig 3 mm



LM 5503D dubbelsidig 3 mm



LM 5513D dubbelsidig 3 mm

Enkel 2 mm	5512	1 x 50 st	<b>540971</b>
Enkel 3 mm	5513	1 x 50 st	<b>540972</b>
Dubbel 3 mm	5513D	1 x 50 st	<b>540973</b>
Enkel 2 mm	5502	1 x 50 st	<b>540974</b>
Enkel 3 mm	5503	1 x 50 st	<b>540975</b>
Dubbel 3 mm	5503D	1 x 50 st	<b>540976</b>

## Tillbehör

### Kodringar LM

Förpackning om 50 st per färg. Blå, grön, orange, röd, gul, svart, vit, brun, lila.



Blå	LM 5000	1 x 50 st	<b>540900</b>
Grön	LM 5001	1 x 50 st	<b>540901</b>
Orange	LM 5002	1 x 50 st	<b>540902</b>
Röd	LM 5003	1 x 50 st	<b>540903</b>
Gul	LM 5004	1 x 50 st	<b>540904</b>
Svart	LM 5005	1 x 50 st	<b>540905</b>
Vit	LM 5006	1 x 50 st	<b>540906</b>
Brun	LM 5007	1 x 50 st	<b>540907</b>
Lila	LM 5008	1 x 50 st	<b>540908</b>

### Färgmarkör för LM Kasset

Färgkodade knappar för LM Servo kassetter.



Kodknapp blå	LM6000	1 x 20 st	<b>540910</b>
Kodknapp grön	LM6001	1 x 20 st	<b>540911</b>
Kodknapp orange	LM6002	1 x 20 st	<b>540912</b>
Kodknapp röd	LM6000	1 x 20 st	<b>540913</b>
Kodknapp gul	LM6004	1 x 20 st	<b>540914</b>
Kodknapp brun	LM6005	1 x 20 st	<b>540915</b>

### LM-Servo 5

LM 6650

Servokasset för 5 instrument. 180 x 86 x 28 mm. Svart.



Styck **540850**

Bygel för Servo 5 instrumentkasset



1 x 1 st **540857**

### LM-Servo 8

LM 6680

Servokasset för 8 instrument. 180 x 136 x 28 mm. Svart.



1 x 1 st **540851**

# INSTRUMENT – ORBIS

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

Bygel för Servo 8 instrument kassett



1 x 1 st **540858**

## ORBIS INSTRUMENT

Färgkodade basinstrument med ergonomiskt utformat skaft i silikon. Välbalanserade och lätta. En lite dovre färgskala gör det lätt att identifiera dem.



## Preparation

### Excavator 1,0 mm

PD 61-62

Excavator rund 1,0 mm.

Rött skaft 11,5 mm.



61-62PD

1 x 1 st **MD118042**

### Excavator 1,5 mm

PD 63-64

Excavator rund, 1,5 mm.

Rött skaft 11,5 mm



63-64PD

1 x 1 st **MD118043**

### Excavator rund 2,0 mm

PD 65-66

Excavator rund 2,0 mm.

Rött skaft 11,5 mm



65-66PD

1 x 1 st **MD118044**

## Finisheringskyretter

### Mini Gracey 13/14

MPD 213-214

Förlängd hals jämfört med standardmodellen samt förminskad arbetsdel.

Blått skaft 11,5 mm



213-214MPD

1 x 1 st **MD118041**

### Gracey 13/14

PD 213-214

För distalytor på molarer.

Blått skaft 11,5 mm



213-214PDO

1 x 1 st **MD118040**

### Mini Gracey 11/12

MPDO 211-212

Förlängd hals jämfört med standardmodellen samt förminskad arbetsdel.

Orange skaft 11,5 mm



211-212MPD

1 x 1 st **MD118039**

### Gracey 11/12

PD 211-212

För mesialytor på molarer.


Orange skaft 11,5 mm



211-212PD











1 x 1 st **MD118038**

# INSTRUMENT – ORBIS









PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Gracey 9/10</b>            PD 209-210            För molarer universalt. Kan även användas för horisontal depuration.            Rött skaft 11,5 mm</p>	209-210PDO	1 x 1 st <b>MD118037</b>
<p><b>Goldman Fox 3</b>            PDO 233-234            För avlägsnande av supra- och subgingival tandsten. Två skärande eggjar, rundad ända.            Grönt skaft 11,5 mm.</p>	233-234PDO	1 x 1 st <b>690011</b>
<p><b>Columbia 2L/2R</b>            PDO 217-218            För avlägsnande av supra- och subgingival tandsten. Två skärande eggjar, rundad ända.            Grått skaft 11,5 mm.</p>	217-218PDO	1 x 1 st <b>690010</b>
<p><b>Sicklar</b></p>		
<p><b>Mikrosickel</b>            PD 301-302            Gracil arbetsdel för täta interdental utrymmen.            Mörkgrått skaft 11,5 mm</p>	301-302PDO	1 x 1 st <b>MD118033</b>
<p><b>Minisickel</b>            PD 311-312            För alla tandytor, speciellt approximalytor.            Rött skaft 11,5 mm</p>	311-312 PDO	1 x 1 st <b>MD118034</b>
<p><b>Specialkyretter</b></p>		
<p><b>Syntette</b>            PD 215-216            För hela bettet, konkava och konvexa ytor.            Både distalt och mesialt, samt vertikal och horisontal teknik.            Gult skaft 11,5 mm</p>	215-216PDO	1 x 1 st <b>MD118035</b>
<p><b>Syntette Mini</b>            PD 215-216            Minimodellen är utmärkt att använda i djupa trånga fickor.            Gult skaft 11,5 mm</p>	215-216MPD	1 x 1 st <b>MD118036</b>
<p><b>ALLMÄNNA INSTRUMENT</b></p>		
<p><b>Sonder</b></p>		
<p><b>Sond böjd - Zeffiro</b>            Rostfri.</p>	 <p>Böjd            Böjd, nr 5</p>	1 x 1 st <b>530219</b> 1 x 1 st <b>530222</b>











# INSTRUMENT ROSTFRIA/ALLMÄNNA

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Sond rak - Zeffiro</b> Rostfri.	Rak	1 x 1 st <b>530211</b>
		
<b>Endodontisond - Hu-Friedy</b> Dubbeländad. Modell EXDG 167.		1 x 1 st <b>500820</b>
		
<b>Undersökningssond - Hu-Friedy</b> Dubbeländad. Modell EXD 5.		1 x 1 st <b>500810</b>
		
<b>Sicklar</b>		
<b>Microsickel S204 - Hu-Friedy</b> Dubbeländad. Modell SD76.		1 x 1 st <b>500824</b>
		
<b>Minisickel S 311 - Hu-Friedy</b> Dubbeländad. Modell 1276.		1 x 1 st <b>500826</b>
		
<b>Morse - Hu-Friedy</b> Dubbeländad. Modell SM 0/0079.		1 x 1 st <b>500825</b>
		
<b>Pincetter</b>		
<b>Anatomisk pincett</b> Rak. Trubbig spets. Rostfri. 13 cm.		1 x 1 st <b>500102</b>
		
<b>Anatomisk pincett - Carl Martin</b> Rostfri. 14,5 cm. Modell 792.		1 x 1 st <b>500435</b>
		
<b>Anatomisk pincett - Hu-Friedy</b> Adson hårdmetallinlägg. 12 cm. Modell TP5041.		1 x 1 st <b>500920</b>
		
<b>Klopincett - Hu-Friedy</b> Adson hårdmetallinlägg. 12 cm. Modell TP 5042.		1 x 1 st <b>500921</b>
		
<b>Klopincett</b> Adson 1x2 klor. X-fina. Rostfri. 12 cm.		1 x 1 st <b>500106</b>
		

# INSTRUMENT ROSTFRIA/ALLMÄNNA

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Klopincett - Carl Martin</b> Rostfri. 14,5 cm. Modell 793.</p>	1 x 1 st	500436
		
<p><b>Gerald - Hu-Friedy</b> Sågtandad. 18 cm, Rak. Modell TPG1.</p>	1 x 1 st	500924
		
<p><b>Meriam pincett</b> Räfflad spets. Rostfri. 16 cm.</p>	1 x 1 st	500110
		
<p><b>Meriam pincett - Zeffiro</b> Rostfri. Räfflad spets. 16 cm.</p>	1 x 1 st	500108
		
<p><b>Pincett Meriam m räfflor - C Martin</b> Rak pincett med räfflor, i rostfritt stål. 773C/2.</p>	1 x 1 st	500432
		
<p><b>Perry pincett</b> Räfflad spets. Rostfri. 13 cm.</p>	1 x 1 st	500113
		
<p><b>Perry pincett - Zeffiro</b> Räfflad spets. Rostfri. 13 cm.</p>	1 x 1 st	500111
		
<p><b>Diamantbelagda pincetter</b></p>		
<p><b>Diamantbelagd pincett - Carl Martin</b> Rostfri med diamantbeläggning. Lämplig att avlägsna rotrester med. 15,5 cm. Modell 708.</p>	1 x 1 st	500440
		

# INSTRUMENT ROSTFRIA/ALLMÄNNA

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Pincett med diamantspets</b> - Carl Martin Rostfri med diamantspets. Med lås. 15 cm. Modell 651 1/2 D.</p>		1 x 1 st <b>500441</b>
<p><b>Pincett College - Carl Martin</b> Rostfri med diamantspets. 15 cm. Modell 773 D.</p>		1 x 1 st <b>500442</b>
<p><b>Munspeglar</b></p>		
<p><b>Orbis munspegel standard</b> Rostfri. 22 mm. Plan nr 4.</p>		Plan nr 4
<p><b>Orbis munspegel Rhodium</b> Rostfri. Ytfolierad 22 mm. Plan nr 4. Rostfri. Ytfolierad 26 mm. Plan nr 6.</p>		Plan nr 4 Plan nr 6
<p><b>Munspiegelskaft runt - Zeffiro</b> Rostfritt. Runt skaft, 8 mm diam.</p>		1 x 1 st <b>530281</b>
<p><b>Munspiegelskaft 6-kantigt</b> - Zeffiro Rostfritt. 6-kantigt skaft, 6 mm diam.</p>		1 x 1 st <b>530280</b>
<p><b>Munspegel plan nr 4ss</b> - Prodont-Holliger Rostfri /aluminium, 22 m diameter, Nr 4ss, plan.</p>		1 x 12 st <b>530260</b>
<p><b>Munspegel plan nr 5</b> - Prodont-Holliger Rostfri/aluminium, 24 mm diameter, Nr 5 plan.</p>		1 x 12 st <b>530261</b>

# INSTRUMENT ROSTFRIA/ALLMÄNNA

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Munspegel nr 4 Holy förstorande -

*Prodont-Holliger*

Aluminium, 22 mm diameter, Nr 4 Holy, förstorande spegel.



1 x 12 st **530262**

## Munspegel dubbelsidig

*Rhodium - Carl Martin*

VPE 470/4. Dubbelsidig, nickelfri spegel med brett skaft som passar alla skaft. Skarp bild med hög kontrast utan förvrängning. Matt yta utan reflexer.



1 x 6 st **530263**

## Imskyddsmedel Mirrorspray 995 - Kerr

Spray för att undvika imma på spegeln.



Sprayflaska

1 x 75 ml **670116**

## Spatlar

### Cementspatel smal - Zeffiro

Rostfri, 17 cm. Bredd: 5,5 mm. Dubbeländad, ena bladet spetsigt.



ZFJ003

1 x 1 st **530250**

### Cementspatel bred - Zeffiro

Rostfri. Bredd: 7,5 mm. Enkeländad.



ZFJ010

1 x 1 st **530253**

## Saxar

### Tandköttssax - Zeffiro

Rostfri. Rak eller böjd. 11 cm.



Rak ZFV-001

Böjd ZFV-002

1 x 1 st **500135**

1 x 1 st **500136**

### Tandköttssax

Rostfri. Rak eller böjd. 11 cm.










Rak

Böjd

1 x 1 st **500133**

1 x 1 st **500134**

# INSTRUMENT ROSTFRIA/ALLMÄNNA

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Tandköttssax Metzenbaum</b> - Carl Martin Modell 836. Rostfri. Trubbig, böjd. 14 cm.</p>	Böjd	1 x 1 st <b>500467</b>
		
<p><b>Tandköttssax Castroviejo</b> - Carl Martin Modell 852. Rostfri. 15 cm.</p>	852 Castroviejo	1 x 1 st <b>500470</b>
		
<p><b>Tandköttssax Super-Cut</b> - Carl Martin Modell 807SC. Rostfri. Böjd. 12 cm.</p>		1 x 1 st <b>500453</b>
		
<p><b>Tandköttssax - Carl Martin</b> Modell 800. Rostfri. Rak. 12 cm.</p>		1 x 1 st <b>500454</b>
		
<p><b>Tandköttssax - Carl Martin</b> Modell 804. Rostfri. Rak. 12 cm.</p>		1 x 1 st <b>500458</b>
		
<p><b>Tandköttssax - Carl Martin</b> Modell 806. Rostfri. Böjd. 12 cm.</p>		1 x 1 st <b>500459</b>
		
<p><b>Tandköttssax La Grange</b> - Carl Martin Modell 854. Rostfri. Böjd. Tandad. 12 cm.</p>		1 x 1 st <b>500462</b>
		

# INSTRUMENT ROSTFRIA/ALLMÄNNA


PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Tandköttssax - Carl Martin

Modell 864. Rostfri. Tandad med avsmalnande spets. 13 cm.



1 x 1 st **500463**

## Tandköttssax Super-Cut

### Goldman Fox - Carl Martin

Modell 864 SC. Rostfri. Rak. 13 cm.



1 x 1 st **500450**

## Tandköttssax 802 böjd

### - Carl Martin

Modell 802. Tandköttssax; böjd - 13 cm. Komfortabelt grepp (stora öglor). Tillverkad i Liquid steel, extremt hårt, håller skärpan längre. Modern, matt, mjuk och reflexfri ytdesign.



1 x 1 st **500456**

## Tandköttssax 800 rak

### - Carl Martin

Modell 800. Tandköttssax; rak - 13 cm. Komfortabelt grepp (stora öglor). Tillverkad i Liquid steel, extremt hårt, håller skärpan längre. Modern, matt, mjuk och reflexfri ytdesign.



1 x 1 st **500457**

## Tandköttssax Metzenbaum

### - Hu-Friedy

Modell S5069. Böjd, fin, ständigt vass sax av kirurgiskt rostfritt stål med tungstenkarbidinlägg. 18 cm.



1 x 1 st **500931**

## Kronsax

Rostfri.  
Rak eller böjd.  
10 cm.



Rak  
Böjd

1 x 1 st **500125**

1 x 1 st **500126**

# INSTRUMENT ROSTFRIA/PAROD

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Kofferdamsax

Rostfri. Rak.  
14 cm.




1 x 1 st **550074**

## Planinstrument

### Planinstrument - Zeffiro

Rostfri. Dubbeländad.



Enl. Wallis.

Bredd: 2 mm

1 x 1 st **530146**

Enl. Williams.

Bredd: 2,5 mm

1 x 1 st **530148**

## Tungspatlar

### Tungspatel - OneMed

Tungspatlar i trä. 1,8 cm x 15 cm.



1 x 100 st **550076**

## PAROD

### Fickdjupsmätare

#### Sonder Fickdjupsmätare

##### XP23 - Hu-Friedy

Fickdjupsmätare XP23 CP-12 grade-  
ring 3-6-9-12 mm. Undersöknings-  
sond på andra sidan.



Ficksond XP-23-12

1 x 1 st **500815**

#### Perio-Probe fickdjupsmätare - Kerr

Perio-Probe 1371 i autoklaverbar plast som inte  
repar implantatytor. Med gradering i färg 3-5-7-  
10 mm.



Gradering 3-5-7-10 mm

1 x 2 st **500017**

#### Click-Probe fickdjupsmätare - Kerr

Fickdjupsmätare i autoklaverbar plast som inte  
repar implantatytor. Click-Probe 1391 har en skala  
på 3-6-9-12 mm.



Gradering 3-6-9-12 mm

1 x 1 st **500020**

#### Fickdjupsmätare - Zeffiro

Rostfri. Enkeländad.



Williams 1-2-3-5-7-8-9-10 mm

WHO med kula

1 x 1 st **500007**

CP-11 Gradering: 3-6-8-11 mm









1 x 1 st **500008**

CP-12 Gradering: 3-6-9-12 mm

1 x 1 st **500009**

1 x 1 st **500010**

# INSTRUMENT ROSTFRIA/PAROD

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Fickdjupmätare/sond</b> - Zeffiro 23/CP-11. Rostfri. Dubbeländad. Gradering: 3-6-8-11 mm.</p>	<p>Gradering: 3-6-8-11 mm</p> 	<p>1 x 1 st <b>500011</b></p>
<p><b>Fickdjupmätare PCP-11</b> - Hu-Friedy Rostfri. Enkeländad.</p>	<p>Gradering: 3-6-8-11 mm</p> 	<p>1 x 1 st <b>500813</b></p>
<p><b>Fickdjupmätare PCP-12</b> - Hu-Friedy Rostfri. Enkeländad.</p>	<p>Gradering: 3-6-9-12 mm</p> 	<p>1 x 1 st <b>500814</b></p>
<p><b>Brynen/Slipstenar</b></p>		
<p><b>Bryne Arkansas</b> En rund facett och en spetsig facett. För slipning av instrument. AS-22. Vit. Längd: 58 mm.</p>	<p>AS22</p> 	<p>1 x 1 st <b>550007</b></p>
<p><b>Slipsten Arkansas - Hu-Friedy</b> Bryne, ljusgrå, fin. A-33.</p>	<p>A-33</p> 	<p>1 x 1 st <b>550011</b></p>
<p><b>Bryne India</b> Konisk med rundade facetter för slipning av instrument. FF-464. Brun. Längd: 103 mm.</p>	<p>FF-464</p> 	<p>1 x 1 st <b>550008</b></p>
<p><b>Slipsten India - Hu-Friedy</b> Bryne 309. Konisk slipsten med rundade facetter för slipning av instrument. Brun. Längd: 103 mm.</p>	<p>Bryne 309 Olja till slipsten</p> 	<p>1 x 1 st <b>550012</b> 1 x 30 ml <b>550013</b></p>
<p><b>Tandstensinstrument</b></p>		
<p><b>Curette Gracey</b> - Hu-Friedy SG 13/14 78.</p>	<p>Rostfritt tandstensinstrument för distala ytor. Dubbeländad.</p> 	<p>1 x 1 st <b>500853</b></p>



# INSTRUMENT ROSTFRIA/TANDFYLLNING

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

**Curette  
Gracey Mini**  
- Hu-Friedy  
SAS 13/14 78.



Rostfritt tandstensinstrument för distala ytor. Dubbeländat.

1 x 1 st **500864**

**Curette  
Gracey Mini**  
- Hu-Friedy  
SAS 11/12 73.




Rostfritt tandstensinstrument för mesiala ytor. Dubbeländat.

1 x 1 st **500863**

## TANDFYLLNING

### Kulstoppare

**Kulstoppare**  
- Zeffiro  
Rostfri.  
Dubbeländad.



Nr 7A Diam 1,7/2,5 mm  
Nr 7 Diam 1,1/2,0 mm  
Nr 10 Diam 0,9/1,2 mm

1 x 1 st **530088**  
1 x 1 st **530087**  
1 x 1 st **530089**

### Kompositinstrument

**Kompositinstrument**  
- Zeffiro  
Av carvermodell  
med tunna ar-  
betsdelar. Tjockt,  
rostfritt skaft.  
Dubbeländat.



1 x 1 st **530129**

### Heliomolar kompositinstrument

- Ivoclar Vivadent  
Ett universal  
instrument för  
konturering och  
kondensering av  
komposit.



P1

1 x 1 st **530038**

### Compothixo Intro Kit - Kerr

Vibrerande komposit instrument. För applicering  
och modellering av komposit, optimerar materia-  
lets tixotropa egenskaper. Innehåll:  
1 instrument (handstycke)  
4 olika spetsar (spetsig, spatel, packare samt  
cylindrisk)  
1 batteri (1.5 volts AAAA-batteri)  
Längd: 140 mm utan spets  
Vikt: 25 g inkl. spets och batteri



Intro Kit

1 x 1 fp **530010**

# INSTRUMENT ROSTFRIA/TANDFYLLNING

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Compothixo Instrument - Kerr

Kompositinstrument vibrerande. Separat handstycke. Inklusive batteri, utan spetsar.



Compothixo Instrument

1 x 1 st

**530011**

## Compothixo spetsar - Kerr

Sortiment Kit. Innehåll: 4 spetsar (1 spetsig, 1 spatel, 1 packare samt 1 cylindrisk). Respektive spets finns i refillförpackning.



Sortiment Kit

4 x 1 st

**530012**

Spetsig refill

1 x 2 st

**530013**

Spatel refill

1 x 2 st

**530014**

Packare refill

1 x 2 st

**530015**

Cylinderspets refill

1 x 2 st

**530016**

## Optra systemet

### OptraContact instrument molar/ premolar - Ivoclar Vivadent

Kontaktpunktsinstrument för tätare och större kontaktpunkter. Med instrumentet pressas matrisbandet lätt mot angränsande tand under ljushärdningen. Två storlekar, för stora och små kaviteter.

Sortimentet innehåller: 1 st molar, 1 st premolar samt användarbeskrivning.



Sortiment: Premolar/molar

1 x 2 st

**530040**

Molar, refill

1 x 1 st

**530041**

Premolar, refill

1 x 1 st


**530042**

### OptraSculpt Sortiment

- Ivoclar Vivadent

Instrument för modellering där kompositen inte fastnar. Två modellerings- och skulpteringsinstrument med mjuka modelleringsspetsar för engångsbruk i sex olika former (cylinder, mejsel, spatel, kula, spets, pyramid).

Single instrumentet är blått och har en spatel i ena änden samt plats för en arbetsdel.



Sortiment: 1 blått och 1 grönt single instrument samt 40 st arbetsdelar av varje form: kula, spets, spatel, mejsel, cylinder, pyramid och bruksanvisning.

1 x 2 st

**530050**

#### Instrument separat:

Blått instrument med spatel i ena änden och plats för arbetsdel i den andra änden

1 x 1 st

**530051**

Grönt, dubbeländat instrument för två arbetsdelar

1 x 1 st

**530052**

### OptraSculpt spetsar

- Ivoclar Vivadent

Arbetsdelar i refillförpackning.



#### Modelleringspetsar, mjuka:

1. Cylinder

1 x 100 st

**530054**

2. Mejsel

1 x 100 st

**530053**

3. Spatel

1 x 100 st

**530057**

4. Kula

1 x 100 st

**530058**

5. Spets

1 x 100 st







**530055**

6. Pyramid

1 x 100 st

**530056**

# INSTRUMENT ROSTFRIA/TANDFYLLNING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>OptraSculpt Pad assortment</b>	Pad Assortment	1 x 1 fp <b>MD127020</b>
<p>- Ivoclar Vivadent</p> <p>Kompositinstrument för snabb och enkel modellering. Med hjälp av elastiska och komprimerbara engångskuddar är det enkelt att skapa en jämn yta utan märken.</p> <p>Lämplig för adaptering, formgivning och konturering av opolymerade, packningsbara komposit- och kompomermaterial.</p>		
<b>OptraSculpt refill - Ivoclar Vivadent</b>	Engångskuddar refill/4 mm Engångskuddar refill/6 mm Instrument, refill	1 x 60 st <b>MD127063</b> 1 x 60 st <b>MD127064</b> 1 x 1 st <b>MD127065</b>
<p>Refill, elastiska och komprimerbara engångskuddar.</p> <p>Refill, kladdfritt modelleringsinstrument för formgivning och konturering av ohärdade kompositmaterial.</p>		
<b>Carvers</b>		
<b>Carver enl. Nyströms</b>	Nr 2 Bredd 2,3 mm Nr 3 Bredd 2,9 mm	1 x 1 st <b>530021</b> 1 x 1 st <b>530022</b>
<p>Skär i minimal vinkel mot underlaget, dubbeländad. Rostfri.</p>		
<b>Carver - Zeffiro</b>	Smal Bred	1 x 1 st <b>530135</b> 1 x 1 st <b>530136</b>
<p>Rostfri. Dubbeländad.</p>		
<b>Excavatorer</b>		
<b>Excavator - Zeffiro</b>	Nr 17 1 mm Nr 18 1,5 mm Nr 19 2 mm Nr 38/39 1 mm	1 x 1 st <b>530191</b> 1 x 1 st <b>530192</b> 1 x 1 st <b>530193</b> 1 x 1 st <b>530194</b>
<p>Rostfri. Dubbeländad.</p>		
<b>Excavator 127/8 - Hu-Friedy</b>	Nr 127/8	1 x 1 st <b>500980</b>
<p>Rostfri m runt handtag. "English pattern" dvs flat framsida jmf m böjda skedformade modeller. Dubbeländad.</p>		

# INSTRUMENT ROSTFRIA/ENDO

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ENDO

### Pincetter

#### Pointspincett

Rostfri, utan lås. Med skåra.  
15 cm.



1 x 1 st **550064**

#### Pointspincett - Zeffiro

Rostfri. Med skåra och lås.  
13 cm.



1 x 1 st **550061**

### Spreader

#### Spreader - Zeffiro

Rostfri.



Nr 2

Nr 1

1 x 1 st **480787**

1 x 1 st **480786**

### Rotstoppare

#### Rotstoppare - Zeffiro

Rostfri.



Nr 9

Nr 10

Nr 11

1 x 1 st **480783**

1 x 1 st **480784**

1 x 1 st **480785**

### Kofferdamtänger

#### Kofferdamhåltång

Rostfri.



1 x 1 st **660144**

# INSTRUMENT ROSTFRIA/KRON & BRO

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Kofferdamklammertång

Rostfri. Modell Haller.



1 x 1 st **660146**

## KRON & BRO

### Trådpackare

#### Packningsinstrument - Roeko

Packningsinstrument för retraktions-tråd. Dubbeländad, rostfri med slät eller räfflad kant.



Räfflad kant  
Slät kant

1 x 1 st **530091**

1 x 1 st **530090**

### Sond Lange

#### Sond Lange-Martin

Lange nr 1. Dubbeländad. Rostfri. För borttagning av provisorier, cement etc.



1 x 1 st **530230**

### Mätinstrument

#### Iwanson mätinstrument

Med tunna spetsar. Rostfri. För kontroll av tjocklek på kronor etc. Visar 1/10 mm.



1 x 1 st **550032**

### Kronborttagare

#### Kronhållare - C Martin





För minimal åverkan och ett säkert borttagande av temporära kronor och broar. Arbetsdelen har inlägg av hårdmetall. Böjd topp. Längd 18 cm.



Kronhållare 1166

1 x 1 st **500531**

# INSTRUMENT ROSTFRIA/KRON & BRO

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Buring kronborttagare</b> 6-kantig stång för exakt styrning. Förkromad, med rörlig vikt. Rostfria spetsar. Längd: 15 cm exkl. spets, 20 cm inkl. spets.</p>	Komplett m 1 spetsig och 1 bred spets	1 x 1 st <b>550022</b>
		
<p><b>Fracfinder</b> Plastinstrument för lokalisering av skadade kuspar. Tål autoklavering.</p>		1 x 1 st <b>550026</b>
		
<h2>TILLBEHÖR &amp; BRICKOR</h2>		
<p><b>Oljepenna - C Martin</b> Oljepenna för instrumentvård t.ex saxar, pincetter, tänger osv. 2 pennor i ett praktiskt plastetui.</p>	Oljepenna	2 x 1 st <b>500500</b>
		
<p><b>Munvinkelhållare Spandex - Hager &amp; Werken</b> Autoklaverbar (121 grader) munvinkelhållare i plast som inte reflekterar. För vuxna.</p>		1 x 2 st <b>550040</b>
		
<p><b>Munvinkelhållare Mirahold - Hager &amp; Werken</b> Autoklaverbar (121 grader) enkel-sidig munvinkelhållare i plast, som inte reflekterar. Långt skaft.</p>	Barn Vuxen	1 x 2 st <b>550044</b> 1 x 2 st <b>550045</b>
		
<p><b>OptraGate - Ivoclar Vivadent</b> Hjälpmiddel för ett fritt arbetsfält. Förr undan läppar och kinder under behandlingen. Latexfri, flexibel och elastisk i alla riktningar. Finns i storlek small och regular.</p>	40 regular och 40 small Regular Small	2 x 40 st <b>550050</b> 1 x 80 st <b>550051</b> 1 x 80 st <b>550052</b>
		

# INSTRUMENT – TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Märkning

### Code-Rings - Pulpdent

Plastringar.  
Bredd: 3 mm.  
Innerdiameter: 4 mm.



Röd	1 x 50 st	<b>670050</b>
Blå	1 x 50 st	<b>670051</b>
Brun	1 x 50 st	<b>670052</b>
Grön	1 x 50 st	<b>670054</b>
Gul	1 x 50 st	<b>670055</b>
Orange	1 x 50 st	<b>670056</b>
Svart	1 x 50 st	<b>670057</b>
Vit	1 x 50 st	<b>670058</b>

### Tape 'n tell - Moore

Märktejp för instrument och brickor. Rulle.



Röd	1 x 3,20 m	<b>670080</b>
Gul	1 x 3,20 m	<b>670081</b>
Vit	1 x 3,20 m	<b>670082</b>
Blå	1 x 3,20 m	<b>670083</b>
Grön	1 x 3,20 m	<b>670084</b>
Orange	1 x 3,20 m	<b>670085</b>
Brun	1 x 3,20 m	<b>670086</b>
Svart	1 x 3,20 m	<b>670087</b>

## Förvaring - PraktiPal systemet

### PractiPal Complete Set - Directa

Bricksystem med praktiska tillbehör. Flera brickor kan sättas ihop, två brickor får plats i en standardkassett. Autoklaverbar i 135 grader. Mått 181 x 140 x 36 mm. Bricka komplett innehåller:

- 2 standardbrickor, en med clips och den andra med clips och instrumentbygel
- 1 borrhållare
- 1 multiblock
- Engångsinsatser: multikopp, pointsask, avfallskopp och foamkudde, 5 st av varje



Bricka komplett gul	1 x 1 fp	<b>400302</b>
Bricka komplett röd	1 x 1 fp	<b>400301</b>
Bricka komplett blå	1 x 1 fp	<b>400303</b>
Bricka komplett grön	1 x 1 fp	<b>400304</b>

### PractiPal bricka med bygel - Directa

PractiPal bricka med instrumentbygel. Samma funktionalitet och handhavande av instrument, filar och borrhållare som Complete brickan. En halvbricka som rymmer upp till 9 instrument, borrhållare och/eller filställ.



röd	1 x 1 st	<b>400311</b>
gul	1 x 1 st	<b>400312</b>
blå	1 x 1 st	<b>400313</b>
grön	1 x 1 st	<b>400314</b>

# INSTRUMENT – TILLBEHÖR

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### PractiPal halvbricka - Directa

PractiPal halvbricka med färgad instrumentbygel. Rymmer 9 instrument.



lila instrumentbygel  
orange instrumentbygel  
grå instrumentbygel  
rosa instrumentbygel  
mintgrön instrumentbygel

1 x 1 st **MD128596**  
1 x 1 st **MD128597**  
1 x 1 st **MD128598**  
1 x 1 st **MD128599**  
1 x 1 st **MD128600**

### PractiPal Minibricka - Directa

PractiPal Mini bricka med instrumentbygel har plats för 5 instrument. Instrumenten ligger upphöjda vilket förhindrar stick och skärskador. Ny och bättre plast. Gummitassar. 80 x 182 x 37 mm.



Minibricka och bygel röd  
Minibricka och bygel gul  
Minibricka och bygel blå  
Minibricka och bygel grönt  
Minibricka och bygel lila  
Minibricka och bygel rosa  
Minibricka och bygel mintgrön  
Minibricka och bygel orange

1 x 1 fp **MD125968**  
1 x 1 fp **MD125969**  
1 x 1 fp **MD125970**  
1 x 1 fp **MD125971**  
1 x 1 st **MD128830**  
1 x 1 st **MD128831**  
1 x 1 st **MD128832**  
1 x 1 st **MD128833**

### PractiPal borr-/filställ - Directa

Har en dubbel funktion, på ena sidan finns plats för borr, på andra för filar. Instrumenten hålls säkert på plats, och stället möjliggör en utmärkt penetration av vatten och ånga vid rengöring. Kan användas tillsammans med PractiPal brickorna, eller som fristående.



gul  
blå  
grön

1 x 1 st **400322**  
1 x 1 st **400323**  
1 x 1 st **400324**

### PractiPal Compact filställ - Directa

Ställ med plats för upp till 13 filar, som hålls säkert på plats även vid rengöring och autoklavering. Kan användas på PractiPal brickorna, eller fristående.



röd  
gul  
blå  
grön  
orange

1 x 1 st **400331**  
1 x 1 st **400332**  
1 x 1 st **400333**  
1 x 1 st **400334**  
1 x 1 st **MD128308**

### PractiPal Compact borrarstall - Directa

Ställ med plats för 2 långa, 5 HP/RA samt 8 FG borrar, som hålls säkert på plats även vid rengöring och autoklavering. Kan användas på PractiPal brickorna, eller fristående.



röd  
gul  
blå  
grön

1 x 1 st **400341**  
1 x 1 st **400342**  
1 x 1 st **400343**  
1 x 1 st **400344**

### PractiPal Instrumentbygel - Directa

Bygel för låsning av instrument i PractiPal brickorna.



röd  
gul  
blå  
grön

1 x 1 st **400351**  
1 x 1 st **400352**  
1 x 1 st **400353**  
1 x 1 st **400354**









# INSTRUMENT – TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>PractiPal Mini instrumentbygel - Directa</b>	Mini röd instrumentbygel Mini gul instrumentbygel Mini blå instrumentbygel Mini grön instrumentbygel	1 x 1 st <b>MD125973</b> 1 x 1 st <b>MD125974</b> 1 x 1 st <b>MD125975</b> 1 x 1 st <b>MD125976</b>
		
<b>PractiPal Compact Adapter - Directa</b> Plastram för att fästa Compact fil- och borrställ på PractiPal brickorna. (Medföljer vid beställning av fil- och borrställen).	PractiPal Compact Adapter	1 x 1 st <b>400359</b>
		
<b>PractiPal MultiBlock - Directa</b> MultiBlock. Används som hållare för Practipal multikoppar, pointask, avfallskopp och foamkuddar.	gul blå grön	1 x 1 st <b>400362</b> 1 x 1 st <b>400363</b> 1 x 1 st <b>400364</b>
		
<b>PractiPal Multikoppar - Directa</b> Multikopp. Formgjuten med fördjupningar av varierande storlekar för att passa en mängd olika behov	PractiPal Multikoppar	1 x 300 st <b>400370</b>
		
<b>PractiPal Pointsask - Directa</b> En unik kombination av dappen- och medikamentkopsfunktion.	PractiPal Pointsask	1 x 300 st <b>400371</b>
		
<b>PractiPal Avfallskopp - Directa</b> För avfall och för avskrapning av instrument, används även som medikamentkopp.	PractiPal Avfallskopp	1 x 300 st <b>400372</b>
		

# INSTRUMENT – TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>PractiPal Foamkudde - Directa</b> Skumplastkudde (stor) för rengöring av filar. Har en öppning som möjliggör att rester kan dras bort uppifrån och ner.</p>	<p>Foamkudde liten Foamkudde stor</p>	<p>1 x 50 st <b>400373</b> 1 x 50 st <b>400374</b></p>
<p><b>PractiPal trådkorg - Directa</b> Bricktillbehör.</p>	<p>PractiPal trådkorg</p>	<p>1 x 1 st <b>MD120730</b></p>
<p><b>Förvaring - LM ServoMax systemet</b></p>		
<p><b>ServoMax bricka - LM-Dental</b> Bricka inkl. 2 metallklämmor samt 2 universal-fästen.  Ingår i ett färgkodat bricksystem som enkelt anpassas efter klinikkens behov. Systemet består av olika moduler för klinikkens behandlingar och vårdbehov. Effektiviserar arbetsflödet i hygien-cykeln. Anpassat för LM Servo kassetter.</p>	<p>Bricka och 2 clips/2 fästen</p>	<p>1 x 1 fp <b>400401</b></p>
<p><b>ServoMax - LM-Dental</b> Standardlåda Ingår i ett färgkodat bricksystem som enkelt anpassas efter klinikkens behov. Systemet består av olika moduler för klinikkens behandlingar och vårdbehov. Anpassat för LM Servo kassetter.</p>	<p>LM ServoMax standard låda</p>	<p>1 x 1 st <b>400402</b></p>
<p><b>ServoMax restauration/endo låda - LM-Dental</b> Restaurations- och endolåda Ingår i ett färgkodat bricksystem som enkelt anpassas efter klinikkens behov. Systemet består av olika moduler för klinikkens behandlingar och vårdbehov. Effektiviserar arbetsflödet i hygien-cykeln. Anpassat för LM Servo kassetter.</p>	<p>LM ServoMax restauration/endo låda</p>	<p>1 x 1 st <b>400403</b></p>
<p><b>ServoMax Borr- och filställ - LM-Dental</b> Borr- och filställ Ingår i ett färgkodat bricksystem som enkelt anpassas efter klinikkens behov. Systemet består av olika moduler för klinikkens behandlingar och vårdbehov. Effektiviserar arbetsflödet i hygien-cykeln. Anpassat för LM Servo kassetter.</p>	<p>LM ServoMax borr-/filställ</p>	<p>1 x 1 st <b>400404</b></p>

# INSTRUMENT – TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>ServoMax ställ för ultraljudspetsar - LM-Dental</b></p> <p>Ställ för 6 ultraljudspetsar Ingår i ett färgkodat bricksystem som enkelt anpassas efter kliniken behov. Systemet består av olika moduler för kliniken behandlingar och vårdbehov. Effektiverar arbetsflödet i hygienicykeln. Anpassat för LM Servo kassetter.</p>		<p>LM ServoMax ställ för ultraljudspetsar</p> <p>1 x 1 st <b>400405</b></p>
<p><b>ServoMax hållare för avfallskopp - LM-Dental</b></p> <p>Hållare för avfallskopp Ingår i ett färgkodat bricksystem som enkelt anpassas efter kliniken behov. Systemet består av olika moduler för kliniken behandlingar och vårdbehov. Effektiverar arbetsflödet i hygienicykeln. Anpassat för LM Servo kassetter.</p>		<p>LM ServoMax hållare för avfallskopp</p> <p>1 x 1 st <b>400406</b></p>
<p><b>ServoMax metall clips - LM-Dental</b></p> <p>Metallklämmor 2 st Ingår i ett färgkodat bricksystem som enkelt anpassas efter kliniken behov. Systemet består av olika moduler för kliniken behandlingar och vårdbehov. Effektiverar arbetsflödet i hygienicykeln. Anpassat för LM Servo kassetter.</p>		<p>LM ServoMax metall clips 2st</p> <p>1 x 2 st <b>400408</b></p>
<p><b>ServoMax universal fästen - LM-Dental</b></p> <p>Universalfästen 2 st Ingår i ett färgkodat bricksystem som enkelt anpassas efter kliniken behov. Systemet består av olika moduler för kliniken behandlingar och vårdbehov. Effektiverar arbetsflödet i hygienicykeln. Anpassat för LM Servo kassetter.</p>		<p>LM ServoMax universal fästen 2st</p> <p>1 x 2 st <b>400409</b></p>
<p><b>ServoMax foamkudde - LM-Dental</b></p> <p>Skumgummikudde Ingår i ett färgkodat bricksystem som enkelt anpassas efter kliniken behov. Systemet består av olika moduler för kliniken behandlingar och vårdbehov. Effektiverar arbetsflödet i hygienicykeln. Anpassat för LM Servo kassetter.</p>		<p>LM ServoMax foamkudde</p> <p>1 x 20 st <b>400407</b></p>
<p><b>Brickor</b></p>		
<p><b>Lidköpingsbrickan - Dental Pharma</b></p> <p>Instrumentbricka av rostfritt stål med upphöjd kortsida. Enkel att stapla, bra grepp och minskad risk för stick. Autoklaverbar.</p> <p>Mått: 175 x 275 x 30 mm.</p> <p>Insatsgaffel för 11 instrument separat.</p>		<p>Bricka</p> <p>Insatsgaffel för 11 instrument</p> <p>1 x 1 st <b>400001</b> 1 x 1 st <b>400003</b></p>

# INSTRUMENT – TILLBEHÖR

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Bricka rostfri - Nichrominox

Rostfri bricka 28 x 18 cm. Underdel separat.

Lock separat.

Insats f 11 instrument separat.

Passar som ytterbricka till den s k Lidköpings-brickan.



Underdel

Lock

Insats för 11 instrument

1 x 1 st

**400180**

1 x 1 st

**400181**

1 x 1 st

**400182**

### Bricka rostfri perforerad - Nichrominox

Rostfri perforerad bricka - 28 x 18 cm.

Separat insats.



Perf. bricka

Insats för 16 instrument till bricka  
28x18cm

1 x 1 st

**400193**

1 x 1 st

**400217**

### Minibricka rostfri - Nichrominox

Rostfri bricka 18 x 14 cm.

Underdel separat

Lock separat

Insats för 7 instrument separat



Underdel

Lock

Insats för 7 instrument

1 x 1 st

**400185**

1 x 1 st

**400186**

1 x 1 st

**400187**

## Bricktillbehör

### Instrumentburk

K-1765

Rostfri burk för pincetter och instrument.

Höjd: 100 mm. Bredd: 50 mm.



1 x 1 st

**400150**

### Instrumentburk med lock

K-1757

Rostfri rund burk med lock i fyra storlekar.



60 x 60 mm

85 x 85 mm

100 x 100 mm

120 x 120 mm

1 x 1 st

**400151**

1 x 1 st

**400152**

1 x 1 st

**400153**

1 x 1 st

**400154**

### Ask rostfri

Två utföranden:

50 x 28 mm.

50 x 28 mm, 3-delad.



Hel ask






1 x 1 st

**400068**

# INSTRUMENT – TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Borrask rostfri</b> Finns i två storlekar: 40 x 40 mm. 75 x 40 mm.	 40 x 40 mm 75 x 40 mm	1 x 1 st <b>400078</b> 1 x 1 st <b>400077</b>
<b>Pelletsask</b> Rostfri. 50 x 25 mm.		Styck <b>400071</b>
<b>Medikamentkopp</b> Rostfri kopp för t ex spolvätskor. 30 ml.		1 x 1 st <b>400080</b>
<b>Medikamentskål - Directa</b> Medikamentskål rostfri 50x24x10 mm.	 Medikamentskål rfri	1 x 1 st <b>10646</b>
<b>Medicinbägare - Onemed</b> Medicinbägare av klar plast med gradering varje ml. Volym 30 ml, höjd 33 mm, omkrets 48 mm. Locken går att skriva på.	 30 ml, gradering	1 x 50 st <b>400029</b>

# INSTRUMENT – TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING		ART.NR
<b>Dappenbägare</b> Av plast. Förpackning med fyra färger: vit, gul, blå och röd. Tål alla kemikalier, även akrylat.	Sorterade färger Sorterde färger		20 x 50 st <b>400034</b> 1 x 50 st <b>400033</b>
			
<b>Dappenbägare, rostfri</b> Rostfri. Höjd: 20 mm. Diam. 32 mm.			1 x 1 st <b>400035</b>
			
<b>Spritlampa</b> Rostfri med huv. Höjd: 80 mm. Bottendiameter: 65 mm. Vekar längd: 120 mm. Diam: 5 mm.	Lampa		1 x 1 st <b>400100</b>
			
<b>Blue-Flame - Hager&amp;Werken</b> Gasbrännare. Kan användas stående, liggande, eller med enhandsfattning. Höjd: 15 cm. Justerbar låga och temperatur (approx. 800-1300°C). Maximal brinntid 35 min innan påfyllning.			1 x 1 st <b>400105</b>
			
<b>APT-gas - Hager&amp;Werken</b> Refillgas till gasbrännare.	200 ml	200 ml	<b>400103</b>
			

AVTRYCK

BORR &amp; DIAM

ENDO

HYGIEN

INSTRUMENT

KIRURGI

KRONOR

ORTODONTI

PROFYLAX

PUTS &amp; POLER

RÖNTGENTILLB

SALIV &amp; SUG

SPRUTOR &amp; KA

TANDFYLLNAD

UTRUSTNING

A-Ö

## SNABBINDEX

Sterila engångsartiklar.....	254
Baskirurgi/Implantat.....	260
Dukklämmor, elevatorer.....	260
Extraktionsinstrument, hävlar & luxatorer.....	261
Hammare/Klubba.....	273
Hemostatikum.....	274
Kyretter.....	274
Munspärr, peanger, pincett.....	275
Raspatorier.....	276
Retraktor.....	277
Sårhakar, sårslevar, nålförare.....	278
Sutursaxar.....	279
Skalpeller och skaft.....	280
Suturer.....	281

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## STERILA ENGÅNGSARTIKLAR

### Oral Health Examination Kit - Kerr

Steril engångsbricka. Kompletterat steril undersökningsbricka.

Sparar tid, hygienisk, eliminerar krosskontamineringsrisken

Reducerar tiden för sterilisering.

Innehåll:

- 1 bricka
- 1 munspegel
- 1 sond
- 1 pincett
- 2 munskydd
- 1 dentalservett
- 1 torkduk
- 2 bomullsrullar



Engångsbricka

50 x 1 st

**501040**

### Dentalset 694000 - Mölnlycke

Operationsset för oralkirurgiska ingrepp. Med fixeringstejp. Innehåll/Användning:

- 1 st Klinidrape för 90x100 cm uppdukningsyta. Sterilklädsel av brickbord alt. extra steril arbetsyta.
- 2 st slangstrumpor 8x120 cm med tape för fixering. Sterilskydd för borrslang, sug, luftspruta eller ultraljudsinstrument.
- 1 st Klinidrape 50x60 cm. Sterilklädsel av brickbord alt. extra steril arbetsyta.
- 1 st Klinidrape 50x60 cm. Instrumentskydd och därefter avtorkning av lamphandtaget.
- 1 st Klinidrape 100x150 cm med hål för tape och fixering. Patientlakan.



Set

14 x 1 st

**620097**

### Operationsset Dental klinidrape - Mölnlycke

Sterila engångsartiklar.

Operationsset Dental - sterilt

Innehåll:

- 2 slangstrumpor 8x120 cm
- 1 op-tejp 9x24,5 cm
- 1 hålduk 100x150 cm (hål 13x9,5 cm)
- 1 instrumentbordslakan 75x100 cm



Operationsset Dental klinidrape steril


1 x 23 st

**620098**

### ENT set - Mölnlycke

Varje set innehåller:

- 1 instrumentbordslakan 150 x 190 cm
- 4 celldukar 19 x 27 cm
- 1 assistans bordspåse 75 x 145 cm förstärkt
- 1 op-lakan medium 150 x 175 cm
- 1 slitslakan självhäftande 125 x 150 cm
- 1 op-handduk självhäftande 75 x 75 cm
- 1 op-tape 9 x 49 cm








Set

7 x 1 st

**620049**



# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Dentalset 1290 - OneMed</b>	Operationsset Dental	14 x 1 st <b>620085</b>
Operationsset som innehåller: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hålduk 100x150 cm</li> <li>• 1 op-tejp 9x50 cm</li> <li>• 2 slangstrumpor 8x120 cm</li> <li>• 1 instrumentbordslakan 75x100 cm</li> </ul>		
<b>Operationsduk perforerad - Mölnlycke</b>	50x60cm	75 x 1 st <b>620099</b>
Operationsduk med hål - steril. 50x60 cm - hålets mått 6x8 cm		
<b>Steril operationsduk - Mölnlycke</b>	37,5 x 45 cm 45 x 75 cm 45 x 75 cm 75 x 90 cm	1 x 1 st <b>620046</b> 1 x 1 st <b>620050</b> 100 x 1 st <b>620036</b> 40 x 1 st <b>620037</b>
2-lagers steril operationsduk.		
<b>Operationsrock Basic - Mölnlycke</b>	Large	22 x 1 st <b>620045</b>
Steril, storlek Large 125 cm.		
<b>Operationsrock - Mölnlycke</b>	L Protection gown	1 x 28 st <b>620044</b>
Blå L Protection gown.		

# KIRURGI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Operationsrock Evercare Basic - OneMed

Operationsrock evercare Basic för torra och korta operationer. Tillverkad i blå spunlace nonwoven med enkel förslutning bak och knytband i nacke, ej överlappande rygg. Muddar av vit ribbstickad trikå. Hög vätskeavvisning och lågt fiberläpp. Levereras med 2 handdukar, styckförpackad i dispenser.



Large 2100

Längd 130 cm

1 x 18 st

**620203**

XLarge 2101

Längd 150 cm

1 x 16 st

**620201**

### Operationsrock Evercare XP - OneMed

Operationsrock evercare XP - Universalrock för torra operationer. Tillverkad i blå SMS nonwoven. Omlottmodell med knytband i nacke. Muddar av vit ribbstickad trikå. Levereras styckförpackad i dispenser utan handdukar.



Large 2507

Längd 140 cm

1 x 1 st

**620205**

### Operationsrock Evercare Special XP - OneMed

Operationsrock evercare Special XP - tillverkad i blå SMS nonwoven med överlappande rygg och knytband i nacke samt extra förstärkning på rockens framsida och ärmarna, i ett material som andas, för att tåla speciellt utsatta och våta ingrepp. Muddar av vit ribbstickad trikå. Levereras styckförpackad i dispenser utan handdukar.



Large 2537

Längd 140 cm

1 x 1 st

**620204**

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Operationstejp Barrier - Mölnlycke

Mått: 9 x 50 cm.

9 cm



50 cm

1 x 400 st

670088

## Operationsmössa Kosack - Mölnlycke

Kosack – rymlig modell med elasticitet i nacken.  
25 g viskos nonwoven. Grön.



Kosack

1 x 100 st

620122

## Operationsmössa Annie - Mölnlycke

Annie – baskermodell. 18 g polypropylen nonwoven. Grön.



Annie

1 x 150 st

620123

## Operationsmössa Jack - Mölnlycke

Jack – tajt modell. 25 g viskos nonwoven. Grön.



Jack

1 x 100 st

620124

# KIRURGI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Operationsmössa Rondo Evercare - OneMed

Baskermodell. Blå, längd 55 cm.




Rondo Evercare

1 x 150 st

**620121**

### Slangstrumpa, steril - Fluorplast

Sterilt slangskydd 10x120cm enkelt vikt, 2 krokar inkluderade  
Material PE, PVC- och Ftalatfri.



10x120 cm

1 x 50 st

**MD127813**

### Steri-sleeve - Roeko

Individuellt sterilförpackade skyddsstrumpor med förslutningstejp för borrslangar och sugslangar. 100 cm lång, 7,5 cm bred. Färg: grön.



1 x 25 st

**620060**

## Kirurgisugar

### Kirurgisugar - Fluorplast

Phthalatefri, steril kirurgisug med rör 1 eller 2 meter. Diameter 4 mm.



Spetsig

4 mm 2 m

1 x 40 st

**MD126052**

Rak

4 mm 2 m

1 x 40 st

**MD126051**

Rak


4 mm 1 m

1 x 50 st

**MD126049**

### Sugmunstycke Medena med slang - Astra Meditec

Sterilförpackade sugmunstycken av mjuk PVC, med slang. Längd: 200 cm.



M-0350 Rörlängd 11 cm

1 x 1 st

**560006**

M-408-8 Rörlängd 17 cm

1 x 1 st

**560008**

M-0350 Rörlängd 11 cm

100 x 1 st

**560005**

M-408-8 Rörlängd 17 cm

100 x 1 st

**560004**

# KIRURGI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Sugmunstycke Medena utan slang - Astra Meditec

Av vit, styv PVC. Utan slang. För tandkirurgi.  
Passar ansatser med 6,2 mm diameter. Längd 170 mm. Sterilförpackad.



M-0456-6 Diam 2,0 x 3,0 mm  
M-0457-7 Diam 2,5 x 3,5 mm  
M-458-8 Diam 3,0 x 4,0 mm  
M-450-10 Diam 5,0 x 6,2 mm

100 x 1 st **560011**  
100 x 1 st **560012**  
100 x 1 st **560013**  
100 x 1 st **560015**

### Operationshandskar, sterila

#### Gammex PF - Ansell

Steril operationshandske. Puderfri av naturgummi. Låg allergenhalt. Texturerad ytstruktur. Bra passform. Lätt att ta på, även med fuktiga händer.



Stl 5,5  
Stl 6  
Stl 6,5  
Stl 7  
Stl 7,5  
Stl 8  
Stl 8,5

40 x 1 par **620501**  
40 x 1 par **620502**  
40 x 1 par **620503**  
40 x 1 par **620504**  
40 x 1 par **620505**  
40 x 1 par **620506**  
40 x 1 par **620507**

#### Gammex PF Dermaprene - Ansell

Opudrad, syntetisk operationshandske av neoprene, utan latexproteiner och acceleratorer. Idealisk för allergiprevention.



Storlek 5,5  
Storlek 6  
Storlek 6,5  
Storlek 7  
Storlek 7,5  
Storlek 8  
Storlek 8,5  
Storlek 9

25 x 1 par **620510**  
25 x 1 par **620511**  
25 x 1 par **620512**  
25 x 1 par **620513**  
25 x 1 par **620514**  
25 x 1 par **620515**  
25 x 1 par **620516**  
25 x 1 par **620517**

#### Sempermed Supreme - OneMed

Steril, puderfri operationshandske av naturlatex med låg proteinnivå. Silikonbehandlad, syntetisk insida. Mikrotexturerad yta. Rullkant. Lätt att ta på. Anatomiskt böjda fingrar. TÜV-testad, ISO 9001.

Innerförpackning av miljövänlig plast (Polyeten/Polyester).



Stl 5,5  
Stl 6  
Stl 6,5  
Stl 7  
Stl 7,5  
Stl 8  
Stl 8,5

50 x 1 par **620264**  
50 x 1 par **620265**  
50 x 1 par **620266**  
50 x 1 par **620267**  
50 x 1 par **620268**  
50 x 1 par **620269**  
50 x 1 par **620270**

#### Sempermed Derma Plus - OneMed

Steril, pudrad operationshandske av naturlatex med låg proteinnivå. Mikrotexturerad yta. Anatomiskt böjda fingrar. Rullkant. TÜV-testad, ISO 9001.



Stl 6  
Stl 6,5  
Stl 7  
Stl 7,5  
Stl 8  
Stl 8,5

50 x 1 par **620240**  
50 x 1 par **620241**  
50 x 1 par **620242**  
50 x 1 par **620243**  
50 x 1 par **620244**  
50 x 1 par **620245**

## BASKIRURGI/IMPLANTAT

### Baskirurgi/Implantat set enl.

#### Dr Sten Isaksson - Hu-Friedy

S.k. Halmstads set.

Cassette IM DIN 138S för 13 instrument samt ytterligare utrymme. Mått 290 x 184 x 34 mm för komposit, endodonti, protetik, profylax och amalgam.

Innehåller följande instrument:

- skalpellhandtag 10-130-05E
- skalpellblad 10-256-15
- curett Lucas CL87
- excavator, handtag 6 EXC127/8
- raspatorie PPR3S
- pincett Gerald 18 cm rak, sågtandad TPG1
- sax 18 cm tungsten karbidinlägg S5069
- nålförare Crile Wood 15 cm NH5038
- bentång RKN
- peang Halsted-Mosquito 12 cm böjd H3
- luxating Elevator böjd 3 mm EL3C
- clips och rails (inlägg) för kassetten IM 1000 och ER8.



Set komplett m instrument  
Tom kassett  
Rostfria clips f kassetten  
Rails, blå instrumenthållare

1 x 1 fp **501010**  
1 x 1 st **501001**  
2 x 2 st **501002**  
1 x 1 st **501003**

## DUKKLÄMMOR

### Duk/servettklämma Backhaus - Aesculap

Backhaus, rostfri, 9 cm.



1 x 1 st **500242**

### Dukklämma

Backhaus, rostfri, 9 cm.



1 x 1 st **500155**

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ELEVATORER

### Sinus elevatorium 8", Ergoplant - Aesculap

Dubbeländad sinuselevator (lyftare), ena änden separerar sinusmembranet försiktigt från benet, sinusfönstret kan därefter med hjälp av instrumentets andra arbetsdel försiktigt skjutas in i den maxillära håligheten. 8", 200 mm långt.



DX560R

1 x 1 st 500252

### Sinus elevatorium 8 3/4", Ergoplant - Aesculap

Dubbeländad sinuselevator (lyftare), ena änden separerar sinusmembranet försiktigt från benet, sinusfönstret kan därefter med hjälp av instrumentets andra arbetsdel försiktigt skjutas in i den maxillära håligheten. 8 3/4", 220 mm långt.



DX561R

1 x 1 st 500253

### Papillelevator, Ergoplant - Aesculap

För mikrokirurgi, bibehåller papillens form 190 mm.



1 x 1 st 500267

## EXTRAKTIONSTRUMENT

### Avbitartång - Carl Martin

Avbitartång. 13 cm, rostfri.



Avbitartång 1271CH

1 x 1 st 500793

### Widmankniv

Rak eller böjd. Rostfri.



Rak

1 x 1 st 500160

Böjd

1 x 1 st 500161



Ligatursax 145 mm. Permanent vassa eggjar. Har även skärytor på bladens distala delar. w-skurna skärytor. Lämplig att klippa suturer och hårdmetallinlägg, Art.nr 500243



Backhaus duk/servettklämma, 9 cm, Art.nr 500242



Raspatorium för mjukvävnad. En vass och en trubbig ända. 195 mm (7 3/4") långt, Art.nr 500240



Mikro raspatorium 7", 180 mm långt, Art.nr 500254




Universalkyrett i titan upp till 4,0 mm diam, 6 3/4", 170 mm. Art.nr 500255

**Titan!**



Universalkyrett i titan upp till 5,5 mm diam., 6 3/4", 170 mm. Art.nr 500256



Retraktor Weichteilhaken 8", 200 mm lång, Art.nr 500258

Retraktor Vestibulumhaken, 8 3/4", 220 mm lång, Art.nr 500257



Langenbeck retraktor (sårhake), arbetsdel 40x10 mm, 230 mm lång, Art.nr 500241





Step Osteotome, 6 mm, 160 mm, 61/3".  
Art.nr 500248



Osteotome Gerade 4 mm, rak, 61/3", 160 mm lång,  
Art.nr 500260



Sinuselevator (lyftare), dubbeländad, 8 3/4", 220 mm långt, Art.nr 500253



Sinuselevator (lyftare), dubbeländad, 8", 200 mm långt, Art.nr 500252



Benkondensator bajonett 2,8-3,5 mm, 7", 180 mm lång, Art.nr 500261




Sinutome bajonett diam 3.5, 7", 180 mm lång, Art.nr 500262



Benapplikator Stricker, 195 mm (73/4"), Art.nr 500244



Membraninstrument Stricker, dubbeländat, 190 mm (71/2"), Art.nr 500245



Bentång, böjd, 130 mm (5"), Art.nr 500246



Engångsskalpell nr 10 steril. Art.nr 500143  
nr 11. Art.nr 500144  
nr 12. Art.nr 500145  
nr 15. Art.nr 500147



Hammare/klubba 135 g, 200 mm lång, 8", Art.nr 500251



Munspärr i silikon med kärna av metall, Art.nr 500259

## Hävlar & Luxatorer

### LM Luxation/hävel SlimLift - LM-Dental

Luxationsinstrument för mycket trånga områden. Förenklad och varsam extraktion, skonsam för omgivande vävnader. Säker greppyta.

Levereras med kassett för hygienisk och säker förvaring.



S3 rak 3mm  
S4 rak 4mm  
S5 rak 5mm  
C3 böjd 3mm  
C4 böjd 4mm  
C5 böjd 5mm

1 x 1 st **500040**  
1 x 1 st **500041**  
1 x 1 st **500042**  
1 x 1 st **500043**  
1 x 1 st **500044**  
1 x 1 st **500045**

### LM Luxator/Hävel TwistOut - LM-Dental

Hävel för att extrahera tänder. Tål mera och är inte så teknikkänslig, lämplig i situationer där luxering inte är möjlig.

Levereras i en kassett för hygienisk och säker förvaring.



**Rosa skaft**  
S3, rak 3 mm  
S4, rak 4 mm  
S5, rak 5 mm

**Rött skaft**  
C3, böjd 3 mm  
C4, böjd 4 mm  
C5, böjd 5 mm

1 x 1 st **500028**  
1 x 1 st **500030**  
1 x 1 st **500029**  
1 x 1 st **500031**  
1 x 1 st **500033**  
1 x 1 st **500032**

## Extraktion med ergonomi

LM extraktionsinstrument förenar ergonomi och funktion. Den ergonomiska designen gör dem bekväma att hålla i och lätta att arbeta med.

feel the difference



För mer information



Luxationsinstrument för atraumatisk extraktion

**LM LiftOut**

**LM SlimLift**

Hävlar för extraktion med kraft

**LM TwistOut**



Med den här luxationsinstrument kan extraktion av tänder ske så atraumatiskt som möjligt.

Den extremt tunna spetsen förs in i den smala parodontalspalten och gör atraumatisk extraktion möjlig.

Instrumentet för situationer där det behövs kraft och hävlingrörelser.

LM extraktionsinstrumenten levereras i en praktisk kassett som skyddar både instrumentet och användaren vid underhåll.



# KIRURGI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### LM Luxator LiftOut -

#### LM-Dental

Luxationsinstrument. Förenklad och varsam extraktion, skonsam för omgivande vävnader.

Levereras med kassett för hygienisk och säker förvaring.



#### Turkost skaft

S2 turkost skaft rak 2 mm

S3 turkost skaft rak 3 mm

S4 turkost skaft rak 4 mm

S5 turkost skaft rak 5 mm

#### Blått skaft

C3 blått skaft böjd 3 mm

C4 blått skaft böjd 4 mm

C5 blått skaft böjd 5 mm

1 x 1 st **500021**

1 x 1 st **500022**

1 x 1 st **500024**

1 x 1 st **500023**

1 x 1 st **500025**

1 x 1 st **500027**

1 x 1 st **500026**

### LM LiftOut & TwistOut kassett -

#### LM-Dental

Tom kassett för LM LiftOut och TwistOut hävlar och luxationsinstrument.



Kassett

1 x 1 st **540852**

### LM Luxator slipsten - LM-Dental



Slipsten

1 x 1 st **500034**

### LM RootOut S1 - LM-Dental

Utvecklad för att varsamt avlägsna små rotrester ur alveolen.

Liknar Heidbrink-rotspetshävlar.

Ergonomiskt handtag med slintsäkert grepp.

Rek. ej för rotspetsåtgärder som kräver mera kraft.



LM RootOut S1

1 x 1 st **500037**

### LM Root Tip Pick - LM-Dental

LM 769-771 XSi



LM 769-771XSi

1 x 1 st **540843**

Praktiskt instrument för borttagning av rotrester. Lämpligt i svåråtkomliga områden.

### Luxator RootPicker - Directa

Enkelt tångliknande verktyg för avlägsnande av små rotrester och hårdvävnadsfragment. Handhas som en pincett, stabilt med bra greppförmåga. Rak alternativ vinklad greppdel.



Kit 1st rak+1 st böjd

Rak

Böjd

2 x 1 st **500075**

1 x 1 st **500076**

1 x 1 st **500077**

# KIRURGI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Luxator Forte - Directa

Luxator Forte för extra kraft med bibehållen taktilitet. Extra stark spets för hävling. Hörnformad spets för mer kontrollerad och säkrare hävling. Bör användas endast för hävling.

Med fixus.



F-25 2,5 mm rak grön  
F-32 3 mm rak grå  
F-40 4 mm rak lj brun

1 x 1 st **500072**  
1 x 1 st **500073**  
1 x 1 st **500074**

### Luxator LX - Directa

Den nya mekaniska periotomen Luxator LX erbjuder ökad säkerhet, precision och tillgänglighet. Upp och nedåtgående spets - skär av fibrerna säkert och komfortabelt för patienten. Självsökande spets - reducerar risken för skador i tandbenet. Optimal tillgänglighet. Används i kombination med andra Luxator instrument.



Starterkit

Periotomspets kort  
Periotomspets lång

1 x 1 fp **MD126378**  
1 x 1 st **MD126379**  
1 x 1 st **MD126380**

Luxator LX kort eller lång spets. Spetsen är tillverkad av slitstark titan belagt rostfritt stål. Spetsen ska bytas ut om den blivit deformerad eller är sliten. Får ej slipas.

Används endast tillsammans med Luxator LX.

### Luxator Dual Edge - Directa

Enl. Dr Bo Ericsson. Anatomiskt utformade, färgkodade handtag av plast. Tål autoklavering och hetluftsterilisering. Speciellt lämpade för djupt frakturerade och karrerade rötter. Dubbelfunktion kombinerar periotom och luxatorrörelser. Instrumentets bredare del fungerar som ett stopp för att undvika penetration.



DE-3: Grå 1,5-3 mm  
DE-5: Brun 3-5 mm

1 x 1 st **500059**  
1 x 1 st **500060**

Med fixus.

### The Original Luxator - Directa

Enl. Dr Bo Ericsson. Anatomiskt utformade, färgkodade handtag av plast. Tål autoklavering och hetluftsterilisering.

OBS! Utan fixus.



**Luxatorkit:**

L-2S, L-3C, L-3S, L-5C, L-5S,  
L-3CA, L-3IC + slipsten

**Luxatorkit:**

L-3C, L-3S, L-5C, L-5S + slipsten

**Slipsten:**

L-10

7 x 1 st **500049**  
4 x 1 st **500054**  
1 x 1 st **500005**

# KIRURGI

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Luxator enl. Dr Bo Ericsson - Directa

Enl. Dr Bo Ericsson. Anatomiskt utformade, färgkodade handtag av plast. Tål autoklavering och hetluftsterilisering.

Med fixus.



#### Rak

L-1S - ljusgrön

1 mm

1 x 1 st

**500058**

#### Rak

L-2S - gul

2 mm

1 x 1 st

**500055**

L-3S - grå

3 mm

1 x 1 st

**500050**

L-5S - brungul

5 mm

1 x 1 st

**500052**

#### Böjd

L-3C - svart

3 mm

1 x 1 st

**500051**

L-5C - brun

5 mm

1 x 1 st

**500053**

#### Kontravinkelböjd

L-3CA - blå

3 mm

1 x 1 st

**500056**

#### Inverterat böjd

L-3IC - röd

3 mm

1 x 1 st

**500057**

### Luxationshävel 588

- Carl Martin

Luxationshävlar med fina, skärande arbetsdelar av mycket hög kvalitet. Solingen stål som tål mycket belastning.



588/1

Rak 3 mm

1 x 1 st

**500601**

588/2

Rak 5 mm

1 x 1 st

**500602**

588/3

Rak 3 mm

1 x 1 st

**500603**

588/4

Rak 5 mm

1 x 1 st

**500604**

### Luxations Set 9588

- Carl Martin

Luxationshävlar av hög kvalitet Solingen stål i komplett set: rak 3 mm, rak 5 mm, böjd 3 mm, böjd 5 mm + slipsten.



9588

Set

1 x 1 st

**500605**

993

Slipsten

1 x 1 st

**500606**

### Luxivator 589 - Carl Martin

Luxator/hävel. Kan användas både som luxator och som hävel. Helt i rostfritt stål, lätt och med en matt yta utan reflexer. LiquidSteel.

LS589-Set: 3 olika instrument, strl 2,5 - 3,5 - 4,0.



LS589-Set

3 x 1 st

**500625**

589/1 rak 2,5 mm

1 x 1 st

**500626**

589/2 rak 3,5 mm

1 x 1 st

**500627**

589/3 rak 4.0 mm

1 x 1 st

**500628**

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Hävel Lindo-Levien</b> - Carl Martin Hävel 3,5 mm med tandad spets.</p>	545/2	1 x 1 st <b>500611</b>
<p><b>Hävel Hylin - Carl Martin</b> Luxationshävel bred, 4,5 mm eller smal 3,2 mm.</p>	578/1 bred 578/2 smal	1 x 1 st <b>500618</b> 1 x 1 st <b>500619</b>
<p><b>Hävel Bremer</b> Smal, 3 mm. Rostfri.</p>		1 x 1 st <b>500035</b>
<p><b>Hävel Hylin</b> Bred, 4 mm. Rostfri.</p>		1 x 1 st <b>500036</b>
<p><b>Rothävel Barry - Carl Martin</b> Rothävel Barry. Med kraftigt handtag. Vänster.</p>		Vänster 576/1 1 x 1 st <b>500631</b>
<p><b>Extraktionstänger</b></p>		<p>M2001 incisiver och caniner ök 1 x 1 st <b>500701</b>  M2007 premolarer ök 1 x 1 st <b>500705</b>  M2013 premolarer, incisiver, caniner, ök 1 x 1 st <b>500706</b>  M2017 molarer hö ök 1 x 1 st <b>500707</b>  M2018 molarer vä ök 1 x 1 st <b>500708</b>  M2022 molarer uk 1 x 1 st <b>500710</b>  M86A molarer uk 1 x 1 st <b>500712</b>  M86B molarer uk 1 x 1 st <b>500713</b>  M86C molarer uk 1 x 1 st <b>500714</b>  122 1/2 R molarer uk, höger 1 x 1 st <b>500717</b>  122 1/2 L molarer uk, vänster 1 x 1 st <b>500718</b>  M2067 A visdomständer ök 1 x 1 st <b>500720</b>  M2079 visdomständer uk 1 x 1 st <b>500721</b></p>



## Diamantbelagda extraktionstänger



1D



7D



13D



17D



18D



22D



67AD




79D



## Diamantbelagda rotspetstänger




51AD



151 1/2D



406D



33AD



145D



## Extraktionstänger i rostfritt stål



M2001



M2007




M2013



M2017



M2018



M2022



M86A



M86B



M86C



122 1/2R



122 1/2L



M2067A



M2079

## Rotspetstänger i rostfritt stål



136



152



406



M2051A



M2033A

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Extraktionstänger, diamanbelagda

### Diamantbelagda tänger -

*Carl Martin*

Diamantbelagda, rostfria extraktionstänger av hög kvalitet.

Varje modell visas på separat bildsida.



Nr 1D	1 x 1 st	<b>500750</b>
Nr 7D	1 x 1 st	<b>500751</b>
Nr 13D	1 x 1 st	<b>500752</b>
Nr 17D	1 x 1 st	<b>500753</b>
Nr 18D	1 x 1 st	<b>500754</b>
Nr 22D	1 x 1 st	<b>500756</b>
Nr 67AD	1 x 1 st	<b>500757</b>
Nr 79D	1 x 1 st	<b>500758</b>

## Rotspetstänger

### Rotspetstänger - Carl Martin

Rotspetstänger i rostfritt stål.

Varje modell visas på separat bildsida.



136 f rötter i uk	1 x 1 st	<b>500731</b>
152 f rötter i ök	1 x 1 st	<b>500734</b>
406 f rötter i ök	1 x 1 st	<b>500735</b>

### Rotspetstång - Carl Martin

Rotspetstång i rostfritt stål. För rötter i ök respektive uk.



M2051A f rötter i ök	1 x 1 st	<b>500736</b>
M2033A f rötter i uk	1 x 1 st	<b>500737</b>

### Extraktionstång 407 Witzel -

*Carl Martin*

Extraktionstång för rötter i uk. Tillverkad i rostfritt stål.



UK rötter	1 x 1 st	<b>500738</b>
-----------	----------	---------------

## Rotspetstänger, diamanbelagda

### Diamantbelagda rotspets-

*Carl Martin*

Diamantbelagda, rostfria rotspets-tänger av hög kvalitet.

Varje modell visas på separat bildsida.



Nr 51 AD	1 x 1 st	<b>500760</b>
Nr 151 1/2 D	1 x 1 st	<b>500761</b>
Nr 406 D	1 x 1 st	<b>500762</b>
Nr 33 AD	1 x 1 st	<b>500765</b>
Nr 145 D	1 x 1 st	<b>500766</b>

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Bentång

### Bentång RKN - Hu-Friedy

Enl. Kramer-Nevins. Rostfri.



1 x 1 st 500971

## Plattång

### Plattång 1309 - Carl Martin

Av rostfritt stål, räfflad, 14 cm.



1 x 1 st 500797

### Plattång 1325 - Carl Martin

Av rostfritt stål, räfflad spetsig, 13 cm.



1 x 1 st 500798

## Resektionstång

### Resektionstång

Rostfri. Friedman/801.14 cm.



1 x 1 st 500223

## HAMMARE/KLUBBA

### Hammare/klubba - Ergoplant - Aesculap

Hammare/klubba 135 g med utbytbara plastytor på klubbhuvudet. 200 mm lång, 8".



DX545R

1 x 1 st 500251

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## HEMOSTATIKUM

### Spongostan - Johnson & Johnson

Absorberande, gelatinbaserat hemostatikum. Kanklippas till rätt storlek. 10 x 10 x 10 mm. Hållbarhet 4 år i rumstemperatur.



1 x 24 st **650428**

### Surgicel - Johnson & Johnson

Resorberbart, gelatinbaserat hemostatikum. Väv av oxiderad regenererad cellulosa. Övergår till artificiellt koagel när väv täcks av blod. Resorberas efter 7-14 dagar. Hemostas efter 2-8 minuter.

Sterilförpackad. Storlek 1,2 x 5 cm. Hållbarhet 3 år i rumstemperatur.



10 x 1 st **650427**

### Ethisorb - Johnson & Johnson

Resorberbar steril tamponad. För hemostas. För stimulering till ben-nybildning efter; extraktion, avlägsnande av cystor i käken, eller apikala ingrepp. Hemostas kvarstår 7 dagar efter ingrepp, kan vara en indikation för patienter med rubbad blodkoagulation.

Cylindern kan klippas till lämplig storlek med steril sax. Tamponaden skall ej packas för hårt. Alveolen skall fyllas till cristatoppen, ej lägre, ingen sutur krävs då materialet expanderar. Inga kända kontraindikationer.

Förpackning: 1 cylinder med 3 små plattor.



3 x 1 st **650480**

### Gelatamp - Roeko

Resorberbart gelatinbaserat hemostatikum. 15 x 7 x 7 mm. Kan klippas till annan storlek.



1 x 50 st **650485**

## KYRETTER

### Titankyretter

#### Titan universalkyrett, Ergoplant - Aesculap







Universalkyrett i titan. För implantat med diameter upp till 4.0 mm. Säkerställer en framgångsrik cirkulär rengöring av implantatet, eliminerar plack och andra beläggningar, skadar inte implantatet. 63/4", 170 mm långt.










DX360T

1 x 1 st **500255**








# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Titan universalkyrette, Ergoplant - Aesculap</b></p> <p>Universalkyrett i titan. För implantat med diameter upp till 5,5 mm. Säkerställer en framgångsrik cirkulär rengöring av implantatet, eliminerar plack och andra beläggningar, skadar inte implantatet. 63/4", 170 mm långt.</p>	DX361T	1 x 1 st <b>500256</b>
		
<p><b>Plastkyretter</b></p>		
<p><b>Hawe light-curette Orofacial - Hawe Neos</b></p> <p>Curette av fiberförstärkt plast som ger styrka utan att repa titanytorna. Kan slipas. Autoklavverbara.</p>	<p><b>Universal:</b> Nr 1350 Nr 1351</p> <p><b>Orofacial:</b> Nr 1360 Nr 1361</p>	<p>1 x 5 st <b>540002</b> 1 x 2 st <b>540001</b></p> <p>1 x 5 st <b>540003</b> 1 x 2 st <b>540004</b></p>
		
<p><b>Benkyrett</b></p>		
<p><b>Lucas kyrett Ergoplant - Aesculap</b></p> <p>Benkyrett 190 mm</p>		1 x 1 st <b>500266</b>
		
<p><b>MUNSPÄRR</b></p>		
<p><b>Munspärr Mc Kesson - Hu-Friedy</b></p> <p>Av latexfri gummi. För barn eller vuxen.</p>	<p>MP 52, för barn MP 54, för vuxen</p>	<p>1 x 1 par <b>550041</b> 1 x 1 par <b>550042</b></p>
		
<p><b>Silicone mouth wedge M Ergoplant - Aesculap</b></p> <p>Munspärr i silikon med en kärna av metall, ger bra stöd vid längre operationer. Både för tandläkare och patient.</p>	DX114	1 x 2 st <b>500259</b>
		
<p><b>PEANGER</b></p>		
<p><b>Peang enl. Halsted-Mosquito</b></p> <p>Rak eller böjd. 12 cm. Rostfri.</p>	<p>Rak. 12 cm Böjd. 12 cm</p>	<p>1 x 1 st <b>500095</b> 1 x 1 st <b>500096</b></p>
		

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Peang enl. Halsted-Mosquito</b> - <i>Hu-Friedy</i> Rak 12 cm. Modell H4.</p> 	H4, Rak. 12 cm	1 x 1 st <b>500975</b>
<p><b>Peang enl. Halsted-Mosquito</b> - <i>Hu-Friedy</i> Böjd 12 cm. Modell H3.</p> 	H3, Böjd. 12 cm	1 x 1 st <b>500976</b>
<p><b>PINCETT</b></p> <p><b>Pincett 14 cm, Ergoplant - Aesculap</b> Pincett för mjukvävnad, rundade greppytor vinklar och åtkomst. Ingår även i 500247 kit för mjukvävnads-kirurgi.</p> 	DX055R	1 x 1 st <b>500263</b>
<p><b>RASPATORIER</b></p> <p><b>Ergoplant Buser Raspatorium - Aesculap</b> Ergoplant Raspatorium och lambåhållare i ett. 200 mm.</p> 	Ergoplant Prichard raspatorium 200 mm	1 x 1 st <b>500264</b>
<p><b>Ergoplant Buser Raspatorium - Aesculap</b> Buser Raspatorium. Snedställd för att bibehålla papillens form. 190 mm.</p> 	Ergoplant Buser raspatorium 190 mm	1 x 1 st <b>500265</b>
<p><b>Ergoplant Raspatorium - Aesculap</b> Raspatorium för mjukvävnad. En vass och en trubbig ända. 195 mm, 73/4"</p> 		1 x 1 st <b>500240</b>
<p><b>Mikro raspatorium 7", Ergoplant - Aesculap</b> Raspatorie mikro, för en otraumatisk lossning av papillen. Skiljer lätt gingivan från benet. 7", 180 mm långt.</p> 	DX301R	1 x 1 st <b>500254</b>
<p><b>Raspatorium Freer</b> - <i>Carl Martin</i> Modell 1865. Dubbeländad. 18 cm</p> 		1 x 1 st <b>500503</b>

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Raspatorium Norberg</b> - <i>Carl Martin</i> Modell 1866. Enligt Norberg. Dubbeländad. 17,5 cm.</p>		1 x 1 st <b>500504</b>
<p><b>Raspatorium P24GSP</b> - <i>Hu-Friedy</i> Dubbeländad med skärande egg i båda ändarna. 17,5 cm.</p>		1 x 1 st <b>500950</b>
<p><b>Raspatorium P8D - Hu-Friedy</b> För friläggning av papill. Dubbeländad, ena arbetsdelen är en bajonettformad spets, den andra rundad, 17,5 cm.</p>		1 x 1 st <b>500952</b>
<p><b>Raspatorium PPR3S</b> - <i>Hu-Friedy</i> Dubbeländad, en skärande del, den andra änden är till för att hålla undan lambån. Instrumentet är vinklat och kan användas som spegel. 17,5 cm.</p>		1 x 1 st <b>500951</b>
<p><b>RETRAKTOR</b></p>		
<p><b>Kirurgi Retraktor - Hu-Friedy</b> Ställbar för implantat. Lämplig vid kirurgi i underkäken (svår i öka pga långt skaft).</p>		1 x 1 st <b>500970</b>
<p><b>Retraktor Vestibulumhaken, Ergoplant - Aesculap</b> Retraktor Vestibulumhaken, för att hålla undan läppar, kinder, tunga osv. Ergonomisk design, handtaget ger en mer avslappad och inte så uttröttande arbetsställning även vid längre operationer. 83/4", 220 mm lång.</p>		DX101R 1 x 1 st <b>500257</b>
<p><b>Soft tissue retractor, Ergoplant - Aesculap</b> Mjukvävnads retraktor Veichteilhaken, för att hålla undan läppar, kinder, tunga osv. Ergonomisk design, handtaget ger en mer avslappad och inte så uttröttande arbetsställning även vid längre operationer. 8", 200 mm lång.</p>		DX102R 1 x 1 st <b>500258</b>

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## SÅRHAKAR

### Sårhake - Aesculap

Langenbeck retraktor. Rostfri.  
Arbetsdel 40 x 10 mm, längd 230 mm.



1 x 1 st **500241**

### Sårhake

Rostfri.  
Langenbeck nr 1, 30 x 11 mm



1 x 1 st **500220**

### Sårhake - Carl Martin

Modell 1890/2. Langenbeck,  
42 x 10 mm. Rostfri.



1 x 1 st **500487**

## SÅRSLEVAR

### Lucas Surgical curette

- Hu-Friedy

Dubbeländad, skedformad curett.  
Används vid skrapning och för  
att rugga upp "dry sockets" efter  
extraktion samt för att avlägsna  
överbliven mjukvävnad från benet.




CL 84 2,2 mm  
CL 85 2,5 mm  
CL 86 2,8 mm  
CL 87 3,5 mm

1 x 1 st **500940**  
1 x 1 st **500941**  
1 x 1 st **500942**  
1 x 1 st **500943**

### Sårslevar - Zeffiro

Rostfria. Dubbeländade.



Nr 1 c/v böjd  
Nr 2 c/v böjd

1 x 1 st **500236**  
1 x 1 st **500237**

## NÅLFÖRARE

### Nålförare enl. Mathieu

Rostfri.



14 cm  
16 cm

1 x 1 st **500087**  
1 x 1 st **500088**

### Nålförare Castroviejo

- Carl Martin

14 cm hårdmetall. Modell 1152 TC.



1 x 1 st **500520**



# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Nålförare Castroviejo

- *Hu-Friedy*

18 cm rak. Modell NH 5024R.




1 x 1 st 500961

## Nålförare Crile Wood

- *Carl Martin*

15 cm hårdmetall. Modell 1155 TC.



1 x 1 st 500522

## Nålförare Crile Wood

- *Hu-Friedy*

15 cm hårdmetall. Modell NH 5038.



1 x 1 st 500960

## Nålförare Lichtenberg

- *Carl Martin*

17 cm hårdmetall. Modell 1149 TC.



1 x 1 st 500526

## SUTURSAXAR

### Ligatursax

- *Aesculap*

Ligatursax 145 mm. Rostfri.

Garanterat permanent vassa eggar. Skärytor även på bladens distala delar. W-skurna skärytor. Lämplig för att klippa suturer och hårdmetallinlägg.



1 x 1 st 500243

### Sutursax

- *Zeffiro*

Rostfri.

Rak, 11,5 cm.



1 x 1 st 500142

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Sutursax S13 - Hu-Friedy

15 cm.



1 x 1 st **500930**

## Sax Metzenbaum - Hu-Friedy

Tandköttsax Metzenbaum. Modell S5069. Böjd, fin, ständigt vass sax av kirurgiskt rostfritt stål med tungstenkarbidinlägg. 18 cm.



1 x 1 st **500931**

## SKALPELLER & SKAFT

### Skalpellborttagare - Carl Martin

För säkert avlägsnande och omhändertagande av förorenade skalpellblad. Boxen har en kapacitet på ca 100 skalpellblad.



1 x 1 st **MD118020**

### Engångsskalpell - Aesculap

Sterilförpackad engångsskalpell.



Nr 10

Nr 11

Nr 12

Nr 15

10 x 1 st **500143**

10 x 1 st **500144**

10 x 1 st **500145**

10 x 1 st **500147**

### Skalpellblad

Engångs, sterilförpackade.



Nr 11

Nr 15

100 x 1 st **500195**

100 x 1 st **500198**

### Skalpellblad 15C - Hu-Friedy








Tillverkade i kolstål, individuellt sterilförpackade i dispenser. 100 blad.









Nr 15C

100 x 1 st **500912**










# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Skalpellskaft - Hu-Friedy</b> Runt, välbalanserat skalpellskaft. Modell 10-130-05 E.	Nr 5	1 x 1 st <b>500905</b>
		
<b>ErgoHold 3 - LM-Dental</b> Skalpellskaft för säkrare grepp, med elastisk silikonyta.	LM 9003	1 x 1 st <b>540920</b>
		
<b>Skalpellskaft</b> Metall. Rostfri. Nr 3 för blad nr 10-15.		1 x 1 st <b>500151</b>
		
<h2>SUTURER</h2>		
<b>Vicryl Rapid - oralsutur - Ethicon</b> Snabbresorberande sutur. Ofärgad, flätad, syntetisk, snabb resorberbar och vävnadsvänlig sutur. Stark, smidig och lätt att knyta. Resorberar efter 7-10 dagar. Fullständig resorbtion 35-42 dagar. Individuellt sterilförpackade.	<b>Ofärgad flätad:</b> V2930G Näl FS-2 V2920H Näl FS-2S V7902H Näl X-1 OB1674G Näl V-7 OB1674H Näl V-7 OA1674G Näl V-5 V2912G Näl DA VB	12 x 1 st <b>520120</b> 36 x 1 st <b>520141</b> 36 x 1 st <b>520122</b> 12 x 1 st <b>520115</b> 36 x 1 st <b>520113</b> 12 x 1 st <b>520114</b> 12 x 1 st <b>520140</b>
		
<b>Vicryl - oralsutur - Ethicon</b> Syntetisk resorberbar, co-polymer, vävnadsvänlig. Kontrollerad nedbrytning. Fullständig resorbtion 56-70 dagar. Individuellt sterilförpackade.	<b>Violett flätad:</b> 18531G DA Visi-Black V393G Näl FS-2 V397H Näl FS-2S V392ZG Näl FS-2 V994G Näl V-5 V994H Näl V-5 V998G Näl V-7 BA-2574H Näl ST-4 V240G Näl V-4 V2530G Näl Rak	12 x 1 st <b>520124</b> 12 x 1 st <b>520126</b> 36 x 1 st <b>520142</b> 12 x 1 st <b>520123</b> 12 x 1 st <b>520116</b> 36 x 1 st <b>520121</b> 12 x 1 st <b>520117</b> 36 x 1 st <b>520138</b> 12 x 1 st <b>520118</b> 12 x 1 st <b>520119</b>
		
<b>Vicryl Plus - oralsutur - Ethicon</b> Syntetisk resorberbar sutur av co-polymer, med ett aktivt skydd mot bakteriell tillväxt på suturen. Minimerar risken för postoperativa infektioner, ödem och smärta. Violet eller ofärgad.	<b>Violett:</b> VCP392ZH Näl FS-2 VCP994H Näl V-5 VCP998H Näl V-7 <b>Ofärgad:</b> VCP240H Näl V-4 VCP397H Näl FS-2	36 x 1 st <b>520143</b> 36 x 1 st <b>520144</b> 36 x 1 st <b>520145</b> 36 x 1 st <b>520146</b> 36 x 1 st <b>520147</b>
		
<b>Silke - oralsutur - Ethicon</b> Ej kapillär. Mycket goda knutegenskaper. Individuellt sterilförpackade.	<b>Svart flätad:</b> EH7149G Näl FS-2 K943H Näl V-4 K953H Näl V-5 K963G Näl V-7	12 x 1 st <b>520112</b> 36 x 1 st <b>MD129490</b> 36 x 1 st <b>520108</b> 12 x 1 st <b>520110</b>
		






## VICRYL Rapid

NÅLTYP SKALA 1:1	NÅLLÄNGD MM	SUTURSTORLEK	SUTURFÄRG	SUTURLÄNGD CM	ARTIKEL	ART NR
V-5 	17	3-0	O	70	OA1674G	520114
V-7 	26	3-0	O	70	OB1674G OB1674H	520115 520113
X-1 	22	3-0	O	45	V7902H	520122
FS-2 	19	3-0	O	45	V2930G	520120
FS-2S 	19	4-0	O	45	V2920H	520141
DA VISI-BLACK 	26	4-0	O	45	V2912G	520140

## VICRYL

NÅLTYP SKALA 1:1	NÅLLÄNGD MM	SUTURSTORLEK	SUTURFÄRG	SUTURLÄNGD CM	ARTIKEL	ART NR
ST-4 	19	3-0	●	70	BA2574H	520138
V-5 	17	4-0	●	70	V994G V994H	520116 520121
V-7 	26	3-0	●	70	V998G	520117
V-4 	17	4-0	O	70	V240G	520118
DA VISI-BLACK 	26	4-0	●	45	18531G	520124
FS-2 	19	4-0	●	45	V392ZG	520123
FS-2 	19	3-0	●	45	V393G	520126
FS-2S Slimmed 	19	4-0	●	70	V397H	520142
KS-25 	25	3-0	●	70	V2530G	520119

## VICRYL Plus

NÅLTYP SKALA 1:1	NÅLLÄNGD MM	SUTURSTORLEK	SUTURFÄRG	SUTURLÄNGD CM	ARTIKEL	ART NR
V-5 	17	4-0	●	70	VCP994H	520144
V-7 	26	3-0	●	70	VCP998H	520145
V-4 	17	4-0	O	70	VCP240H	520146
FS-2 	19	4-0	●	45	VCP392ZH	520143
FS-2 	19	4-0	O	70	VCP397H	520147

▼ Skärande






▼ Taper Cut® rund nål med skärande spets

● Rund nål



## SILKE

NÅLTYP	SKALA 1:1	NÅLLÄNGD MM	SUTURSTORLEK	SUTURFÄRG	SUTURLÄNGD CM	ARTIKEL	ART NR
V-5		17	3-0	●	75	K953H	520108
V-4		17	3-0	●	75	K943H	MP129490
V-7		26	3-0	●	75	K963G	520110
FS-2		19	4-0	●	45	EH7149G	510112





## MERSILENE

NÅLTYP	SKALA 1:1	NÅLLÄNGD MM	SUTURSTORLEK	SUTURFÄRG	SUTURLÄNGD CM	ARTIKEL	ART NR
ST-4		19	3-0	●	75	EH7413G	520102
V-5		17	3-0	●	45	18506G	520107
V-4		17	3-0	●	75	R943H	520106
DA-1 VISI-BLACK		13	4-0	●	45	18533G	520101
DA VISI-BLACK		26	4-0	●	45	18528G	520100




## ETHIBOND Excel

NÅLTYP	SKALA 1:1	NÅLLÄNGD MM	SUTURSTORLEK	SUTURFÄRG	SUTURLÄNGD CM	ARTIKEL	ART NR
DA-1 VISI-BLACK		13	4-0	●	45	18537G	520099
DA VISI-BLACK		26	4-0	●	45	18536G	520098





## PROLENE

NÅLTYP	SKALA 1:1	NÅLLÄNGD MM	SUTURSTORLEK	SUTURFÄRG	SUTURLÄNGD CM	ARTIKEL	ART NR
M-3		16	6-0	●	45	8750G	520152
FS-3		16	6-0	●	45	8660H	520149
FS-2		19	5-0	●	45	8661H	520151
FS-2		19	4-0	●	45	EH7151H	520154

## MONOCRYL

NÅLTYP	SKALA 1:1	NÅLLÄNGD MM	SUTURSTORLEK	SUTURFÄRG	SUTURLÄNGD CM	ARTIKEL	ART NR
DA-1 VISI-BLACK		13	5-0	○	45	Y4950G	520155
FS-2		19	4-0	○	45	Y292H	520158
FS-2		19	4-0	○	70	Y422H	520156

# KIRURGI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR																				
<p><b>Mersiline - oralsutur - Ethicon</b></p> <p>Obehandlad polyesterfiber. Vävnadsvänlig, god knutstabilitet. Individuellt sterilförpackade.</p> <p>Nåltyper: Rund nål med skärande spets (Taper Cut)= DA Visi Black, V-5, V-4 eller V-7. Rund nål= ST-4</p>		<p><b>Grön flätad:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>18528G</td> <td>DA Visi-Black</td> <td>12 x 1 st</td> <td><b>520100</b></td> </tr> <tr> <td>18533G</td> <td>DA-1 Visi-Black</td> <td>12 x 1 st</td> <td><b>520101</b></td> </tr> <tr> <td>EH7413G</td> <td>Nål St-4</td> <td>12 x 1 st</td> <td><b>520102</b></td> </tr> <tr> <td>18506G</td> <td>Nål V-5</td> <td>12 x 1 st</td> <td><b>520107</b></td> </tr> <tr> <td>R943H</td> <td>Nål V-4</td> <td>36 x 1 st</td> <td><b>520106</b></td> </tr> </table>	18528G	DA Visi-Black	12 x 1 st	<b>520100</b>	18533G	DA-1 Visi-Black	12 x 1 st	<b>520101</b>	EH7413G	Nål St-4	12 x 1 st	<b>520102</b>	18506G	Nål V-5	12 x 1 st	<b>520107</b>	R943H	Nål V-4	36 x 1 st	<b>520106</b>
18528G	DA Visi-Black	12 x 1 st	<b>520100</b>																			
18533G	DA-1 Visi-Black	12 x 1 st	<b>520101</b>																			
EH7413G	Nål St-4	12 x 1 st	<b>520102</b>																			
18506G	Nål V-5	12 x 1 st	<b>520107</b>																			
R943H	Nål V-4	36 x 1 st	<b>520106</b>																			
<p><b>Ethibond Excel - Ethicon</b></p> <p>Multiflätad tråd som är impregnerad vilket gör den mjuk, följsam och med god knutstabilitet. Icke resorberbar. Individuellt sterilförpackade.</p> <p>Nåltyp: Rund nål med skärande spets (Taper Cut).</p>		<p><b>Grön flätad:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>18536G</td> <td>DA Visi-Black</td> <td>12 x 1 st</td> <td><b>520098</b></td> </tr> <tr> <td>18537G</td> <td>DA-1 Visi-Black</td> <td>12 x 1 st</td> <td><b>520099</b></td> </tr> </table>	18536G	DA Visi-Black	12 x 1 st	<b>520098</b>	18537G	DA-1 Visi-Black	12 x 1 st	<b>520099</b>												
18536G	DA Visi-Black	12 x 1 st	<b>520098</b>																			
18537G	DA-1 Visi-Black	12 x 1 st	<b>520099</b>																			
<p><b>Prolene - Ethicon</b></p> <p>Icke resorberbar tråd bestående av polypropylen, monofil specialsutur med skärande nål. Blå tråd. Lämplig vid implantat, hudförslutning samt plastik- och parodontologiska ingrepp.</p> <p>Nåltyper: 3/8 skärande nål, FS-3 3/8 skärande nål, FS-2 3/8 Taper Cut, M-3</p>		<p><b>Blå flätad:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>EH7151G</td> <td>Nål FS-2</td> <td>36 x 1 st</td> <td><b>520154</b></td> </tr> <tr> <td>8661H</td> <td>Nål FS-2</td> <td>36 x 1 st</td> <td><b>520151</b></td> </tr> <tr> <td>8660H</td> <td>Nål FS-3</td> <td>36 x 1 st</td> <td><b>520149</b></td> </tr> <tr> <td>8750G</td> <td>Nål M-3</td> <td>12 x 1 st</td> <td><b>520152</b></td> </tr> </table>	EH7151G	Nål FS-2	36 x 1 st	<b>520154</b>	8661H	Nål FS-2	36 x 1 st	<b>520151</b>	8660H	Nål FS-3	36 x 1 st	<b>520149</b>	8750G	Nål M-3	12 x 1 st	<b>520152</b>				
EH7151G	Nål FS-2	36 x 1 st	<b>520154</b>																			
8661H	Nål FS-2	36 x 1 st	<b>520151</b>																			
8660H	Nål FS-3	36 x 1 st	<b>520149</b>																			
8750G	Nål M-3	12 x 1 st	<b>520152</b>																			
<p><b>Monocryl - Ethicon</b></p> <p>Syntetisk resorberbar sutur. Ofärgad. Mjuk och smidig. Glider lätt och smidigt genom vävnader tack vare den monofila och speciella strukturen.</p> <p>Nåltyper: Rund nål och skärande spets (Taper Cut) 3/8 skärande nål, FS-2 eller DA-1 Visi Black.</p>		<p><b>Ofärgad:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Y4950G</td> <td>Nål DA-1 Visi-Black</td> <td>12 x 1 st</td> <td><b>520155</b></td> </tr> <tr> <td>Y422H</td> <td>Nål FS-2</td> <td>36 x 1 st</td> <td><b>520156</b></td> </tr> <tr> <td>Y292H</td> <td>Nål FS-2</td> <td>36 x 1 st</td> <td><b>520158</b></td> </tr> </table>	Y4950G	Nål DA-1 Visi-Black	12 x 1 st	<b>520155</b>	Y422H	Nål FS-2	36 x 1 st	<b>520156</b>	Y292H	Nål FS-2	36 x 1 st	<b>520158</b>								
Y4950G	Nål DA-1 Visi-Black	12 x 1 st	<b>520155</b>																			
Y422H	Nål FS-2	36 x 1 st	<b>520156</b>																			
Y292H	Nål FS-2	36 x 1 st	<b>520158</b>																			

# THERE IS A THIN LINE BETWEEN INFECTION AND SUCCESSFUL SURGERY.

## YOU ARE WATCHING IT.

ENLIGT EN NY META-ANALYS  
**MINSKAR**  
PLUS-SUTURER  
SÅRINFEKTIONSRIKSEN MED  
**30%\***

För att ta itu med en av riskfaktorerna till sårinfektioner har Ethicon tagit fram världens första antibakteriella suturer. **Antibakteriella Plus-suturer** dödar bakterier och hämmar bakteriell kolonisering av sutur. Synd för bakterierna – bra för dina patienter.

Besök [ethicon.com](http://ethicon.com) för mer information om Ethicons Plus suturer.

\*Wang et al. Systematic review and meta-analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical site infection. Br J Surg 2013 Mar;100(4):465-73.

**ETHICON**  
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES





AVTRYCK

BORR &amp; DIAM

ENDO

HYGIEN

INSTRUMENT

KIRURGI

KRONOR

ORTODONTI

PROFYLAX

PUTS &amp; POLER

RÖNTGENTILLB

SALIV &amp; SUG

SPRUTOR &amp; KA

TANDFYLLNAD

UTRUSTNING








A-Ö







## SNABBINDEX


Kronformar .....	288
Temporära kronor.....	293
Aluminiumhylsor .....	295
Tennhylsor .....	295
Utbildningsmaterial.....	296





*(Modelltänder, fantomhuvuden etc)*

# KRONOR/KRONFORMAR

210	211	212	213	214	215	216	Incisiver (Centraler)
							

220	221	222	223	224	225	Incisiver (Lateraler)
						





230	231	232	233	234	235	236	Hörntänder
							

241	242	243	244	Premolarer
				

260	261	262	263	Molarer
				

ÖK vänster  
II




III  
UK vänster

360	361	362	363	Molarer
				

341	342	343	344	Premolarer
				

330	331	332	333	334	Hörntänder
					







320	321	322	Incisiver (Lateraler)
			

311	312	313	Incisiver (Centraler)
			





frasaco





# KRONOR/KRONFORMAR

Incisiver (Centraler)	116	115	114	113	112	111	110
							



Incisiver (Lateraler)	125	124	123	122	121	120
						

Hörntänder	136	135	134	133	132	131	130
							

Premolarer	144	143	142	141
				

Molarer	163	162	161	160
				

ÖK höger  
I




Molarer	463	462	461	460
				

IV  
UK höger

Premolarer	444	443	442	441
				

Hörntänder	434	433	432	431	430
					

Incisiver (Lateraler)	422	421	420
			

Incisiver (Centraler)	413	412	411
			

frasaco

# KRONOR/KRONFORMAR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## KRONFORMAR

### Frasaco Kronformar Refiller

- Frasaco GmbH

Av klart plastmaterial.

Se bildsidorna där figurnumret på respektive krona är en kombination av tand + storlek.



#### ÖK Incisiver (Centraler):

11	Stl 0	5 st/fp	<b>660560</b>
11	Stl 1	5 st/fp	<b>660561</b>
11	Stl 2	5 st/fp	<b>660562</b>
11	Stl 3	5 st/fp	<b>660563</b>
11	Stl 4	5 st/fp	<b>660564</b>
11	Stl 5	5 st/fp	<b>660565</b>
11	Stl 6	5 st/fp	<b>660566</b>
21	Stl 0	5 st/fp	<b>660567</b>
21	Stl 1	5 st/fp	<b>660568</b>
21	Stl 2	5 st/fp	<b>660569</b>
21	Str 3	5 st/fp	<b>660570</b>
21	Stl 4	5 st/fp	<b>660571</b>
21	Stl 5	5 st/fp	<b>660572</b>
21	Stl 6	5 st/fp	<b>660573</b>

#### ÖK Incisiver (Lateraler):

12	Stl 0	5 st/fp	<b>660651</b>
12	Stl 1	5 st/fp	<b>660574</b>
12	Stl 2	5 st/fp	<b>660575</b>
12	Stl 3	5 st/fp	<b>660576</b>
12	Stl 4	5 st/fp	<b>660577</b>
12	Stl 5	5 st/fp	<b>660578</b>
22	Stl 0	5 st/fp	<b>660652</b>
22	Stl 1	5 st/fp	<b>660579</b>
22	Stl 2	5 st/fp	<b>660580</b>
22	Stl 3	5 st/fp	<b>660581</b>
22	Stl 4	5 st/fp	<b>660582</b>
22	Stl 5	5 st/fp	<b>660583</b>

#### ÖK Hörntänder:

13	Stl 0	5 st/fp	<b>660653</b>
13	Stl 1	5 st/fp	<b>660584</b>
13	Stl 2	5 st/fp	<b>660585</b>
13	Stl 3	5 st/fp	<b>660586</b>
13	Stl 4	5 st/fp	<b>660587</b>
13	Stl 5	5 st/fp	<b>660588</b>
13	Stl 6	5 st/fp	<b>660589</b>
23	Stl 0	5 st/fp	<b>660654</b>
23	Stl 1	5 st/fp	<b>660590</b>
23	Stl 2	5 st/fp	<b>660591</b>
23	Stl 3	5 st/fp	<b>660592</b>
23	Stl 4	5 st/fp	<b>660593</b>
23	Stl 5	5 st/fp	<b>660594</b>
23	Stl 6	5 st/fp	<b>660595</b>

#### ÖK Premolarer:

14	Stl 1	5 st/fp	<b>660596</b>
14	Stl 2	5 st/fp	<b>660597</b>
14	Stl 3	5 st/fp	<b>660598</b>
14	Stl 4	5 st/fp	<b>660599</b>
24	Stl 1	5 st/fp	<b>660600</b>
24	Stl 2	5 st/fp	<b>660601</b>
24	Stl 3	5 st/fp	<b>660602</b>
24	Stl 4	5 st/fp	<b>660603</b>

# KRONOR/KRONFORMAR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Frasaco Kronformar Refiller

- Frasaco GmbH

Av klart plastmaterial.



### ÖK Molarer:

16 Stl 0  
16 Stl 1  
16 Stl 2  
16 Stl 3  
26 Stl 0  
26 Stl 1  
26 Stl 2  
26 Stl 3

### UK Incisiver:

41 Stl 1  
41 Stl 2  
41 Stl 3  
31 Stl 1  
31 Stl 2  
31 Stl 3  
42 Stl 0  
42 Stl 1  
42 Stl 2  
32 Stl 0  
32 Stl 1  
32 Stl 2

### UK Hörtänder:

43 Stl 0  
43 Stl 1  
43 Stl 2  
43 Stl 3  
43 Stl 4  
33 Stl 0  
33 Stl 1  
33 Stl 2  
33 Stl 3  
33 Stl 4

### UK Premolarer:

44 Stl 1  
44 Stl 2  
44 Stl 3  
44 Stl 4  
34 Stl 1  
34 Stl 2  
34 Stl 3  
34 Stl 4

### UK Molarer:

46 Stl 0  
46 Stl 1  
46 Stl 2  
46 Stl 3  
36 Stl 0  
36 Stl 1  
36 Stl 2  
36 Stl 3

5 st/tp **660604**  
5 st/tp **660605**  
5 st/tp **660606**  
5 st/tp **660607**  
5 st/tp **660608**  
5 st/tp **660609**  
5 st/tp **660610**  
5 st/tp **660611**

5 st/tp **660612**  
5 st/tp **660613**  
5 st/tp **660614**  
5 st/tp **660615**  
5 st/tp **660616**  
5 st/tp **660617**  
5 st/tp **660645**  
5 st/tp **660646**  
5 st/tp **660647**  
5 st/tp **660648**  
5 st/tp **660649**  
5 st/tp **660650**

5 st/tp **660655**  
5 st/tp **660620**  
5 st/tp **660621**  
5 st/tp **660622**  
5 st/tp **660656**  
5 st/tp **660657**  
5 st/tp **660623**  
5 st/tp **660624**  
5 st/tp **660625**  
5 st/tp **660658**

5 st/tp **660626**  
5 st/tp **660627**  
5 st/tp **660628**  
5 st/tp **660629**  
5 st/tp **660630**  
5 st/tp **660631**  
5 st/tp **660632**  
5 st/tp **660633**

5 st/tp **660634**  
5 st/tp **660635**  
5 st/tp **660636**  
5 st/tp **660637**  
5 st/tp **660638**  
5 st/tp **660639**  
5 st/tp **660640**  
5 st/tp **660641**

## Frasaco Sortiment - Frasaco GmbH

Kronformar av klart plastmaterial i sortimentask.



### Anterior assortment ST-FK174:

174 framtänder, 3 kronor av varje storlek i 58 fack.

**660660**

### Posterior assortment ST-BK96:

96 premolar/molarer, 3 av varje storlek i 32 fack.


**660661**

### Compact assortment ST-FBK58:

58 framtänder/premolar/molarer, 1 krona av varje storlek i 58 fack.

**660662**

# KRONOR: TEMPORÄRA



1  
DIRECTA



2  
DIRECTA



3  
DIRECTA



4  
DIRECTA



5  
DIRECTA



6  
DIRECTA

# KRONOR/TEMPORÄRA

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## TEMPORÄRA KRONOR

### Directa Kronor

Formkartor. Av polykarbonat som förenar sig snabbt och homogent med akrylat och fäster vid all slags cement.

Tandfärgade. Opak bas.



ÖK Centraler	Nr 1	14 st/fp	<b>661121</b>
ÖK Lateraler	Nr 2	12 st/fp	<b>661122</b>
ÖK Hörntänder	Nr 3	14 st/fp	<b>661123</b>
ÖK Premolarer	Nr 4	10 st/fp	<b>661124</b>
UK Premolarer	Nr 5	10 st/fp	<b>661125</b>
UK Incisiver	Nr 6	10 st/fp	<b>661126</b>

### Directa Kronor Sortiment

Opaka kronor av polykarbonat. Tandfärgade. En i varje fack och en på formkartan.



Sortiment: Nr 1-2-3	2 x 40 st kronor	<b>661118</b>
Sortiment: Nr 4-5-6	2 x 30 st kronor	<b>661120</b>

### Directa Kronor Refiller

Opaka kronor av polykarbonat. Tandfärgade.



<b>ÖK Incisiver 11:</b>			
Nr 100	5 st	<b>661030</b>	
Nr 10	5 st	<b>661020</b>	
Nr 101	5 st	<b>661031</b>	
Nr 11	5 st	<b>661021</b>	
Nr 12	5 st	<b>661022</b>	
Nr 13	5 st	<b>661023</b>	
Nr 14	5 st	<b>661024</b>	
<b>ÖK Incisiver 21:</b>			
Nr 15	5 st	<b>661025</b>	
Nr 16	5 st	<b>661026</b>	
Nr 17	5 st	<b>661027</b>	
Nr 18	5 st	<b>661028</b>	
Nr 19	5 st	<b>661029</b>	
Nr 102	5 st	<b>661032</b>	
Nr 103	5 st	<b>661033</b>	
<b>ÖK Incisiver 12:</b>			
Nr 2	5 st	<b>661044</b>	
Nr 20	5 st	<b>661034</b>	
Nr 21	5 st	<b>661035</b>	
Nr 22	5 st	<b>661036</b>	
Nr 23	5 st	<b>661037</b>	
Nr 24	5 st	<b>661038</b>	
<b>ÖK Incisiver 22:</b>			
Nr 25	5 st	<b>661039</b>	
Nr 26	5 st	<b>661040</b>	
Nr 27	5 st	<b>661041</b>	
Nr 28	5 st	<b>661042</b>	
Nr 29	5 st	<b>661043</b>	
Nr 200	5 st	<b>661045</b>	
<b>ÖK Premolarer:</b>			
Nr 40	5 st	<b>661061</b>	
Nr 41	5 st	<b>661062</b>	
Nr 42	5 st	<b>661063</b>	
Nr 43	5 st	<b>661064</b>	
Nr 44	5 st	<b>661065</b>	
Nr 45	5 st	<b>661066</b>	
Nr 46	5 st	<b>661067</b>	
Nr 47	5 st	<b>661068</b>	
Nr 48	5 st	<b>661069</b>	
Nr 49	5 st	<b>661070</b>	

# KRONOR/TEMPORÄRA

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Directa Kronor Refiller

Opaka kronor av polykarbonat. Tandfärgade.



#### UK Incisiver, 1:or och 2:or:

Nr 60	5 st	<b>661081</b>
Nr 61	5 st	<b>661082</b>
Nr 62	5 st	<b>661083</b>
Nr 63	5 st	<b>661084</b>
Nr 64	5 st	<b>661085</b>
Nr 65	5 st	<b>661086</b>
Nr 66	5 st	<b>661087</b>
Nr 67	5 st	<b>661088</b>
Nr 68	5 st	<b>661089</b>
Nr 69	5 st	<b>661090</b>

#### Hörntänder, 13 och 43:

Nr 300	5 st	<b>661056</b>
Nr 301	5 st	<b>661057</b>
Nr 30	5 st	<b>661046</b>
Nr 31	5 st	<b>661047</b>
Nr 32	5 st	<b>661048</b>
Nr 33	5 st	<b>661049</b>
Nr 34	5 st	<b>661050</b>

#### Hörntänder, 23 och 33:

Nr 35	5 st	<b>661051</b>
Nr 36	5 st	<b>661052</b>
Nr 37	5 st	<b>661053</b>
Nr 38	5 st	<b>661054</b>
Nr 39	5 st	<b>661055</b>
Nr 302	5 st	<b>661058</b>
Nr 303	5 st	<b>661059</b>

#### UK Premolarer:

Nr 50	5 st	<b>661071</b>
Nr 51	5 st	<b>661072</b>
Nr 52	5 st	<b>661073</b>
Nr 53	5 st	<b>661074</b>
Nr 54	5 st	<b>661075</b>
Nr 55	5 st	<b>661076</b>
Nr 56	5 st	<b>661077</b>
Nr 57	5 st	<b>661078</b>
Nr 58	5 st	<b>661079</b>
Nr 59	5 st	<b>661080</b>

### Protemp Crown IntroKit - 3M ESPE

Mjuk singelkrona i komposit, kräver inget avtryck. Lätt att forma ocklusalyta och approximala kontakter. Välj storlek med hjälp av mätstickan, klipp till formen och ljushärda 60 sek. Cementera därefter med temporärt cement. 9 prefabricerade storlekar, en universalfärg.

Introkit: 42 st kronor, 10 st mätstickor, instruktioner, teknikguide, kronlåda med märklappar.

Testkit: 16 st kronor, 10 st mätstickor, instruktioner, teknikguide. Specialsortiment.



IntroKit 50600  
TestKit 50600TK

1 x 1 fp **661170**  
1 x 1 fp **661171**

### Protemp Crown Refill - 3M ESPE

Mjuk singelkrona i komposit, kräver inget avtryck. Lätt att forma ocklusalyta och approximala kontakter. En universalfärg. Refill - 5 st kronor, instruktioner och teknikguide.



Molar ÖK stora	1 x 5 st	<b>661172</b>
Molar ÖK små	1 x 5 st	<b>661173</b>
Molar UK stora	1 x 5 st	<b>661174</b>
Molar UK små	1 x 5 st	<b>661175</b>
Premolar ÖK stor	1 x 5 st	<b>661176</b>
Premolar ÖK små	1 x 5 st	<b>661177</b>
Premolar UK	1 x 5 st	<b>661178</b>
Canin stora	1 x 5 st	<b>661179</b>
Canin små	1 x 5 st	<b>661180</b>



# KRONOR/TEMPORÄRA

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ALUMINIUMHYLSOR

### Aluminiumhylsor - Hahnenkratt

Refill av varje storlek.



Nr 1	1 x 10 st	<b>660795</b>
Nr 2	1 x 10 st	<b>660796</b>
Nr 3	1 x 10 st	<b>660797</b>
Nr 4	1 x 10 st	<b>660798</b>
Nr 5	1 x 10 st	<b>660799</b>
Nr 6	1 x 10 st	<b>660800</b>
Nr 7	1 x 10 st	<b>660801</b>
Nr 8	1 x 10 st	<b>660802</b>
Nr 9	1 x 10 st	<b>660803</b>
Nr 10	1 x 10 st	<b>660804</b>
Nr 11	1 x 10 st	<b>660805</b>
Nr 12	1 x 10 st	<b>660806</b>
Nr 13	1 x 10 st	<b>660807</b>
Nr 14	1 x 10 st	<b>660808</b>
Nr 15	1 x 10 st	<b>660809</b>
Nr 16	1 x 10 st	<b>660810</b>
Nr 17	1 x 10 st	<b>660811</b>
Nr 18	1 x 10 st	<b>660812</b>
Nr 19	1 x 10 st	<b>660813</b>
Nr 20	1 x 10 st	<b>660814</b>

### Aluminiumhylsor - Hahnenkratt

Sortiment om 100 st. 5 refiller av varje storlek.



Sortiment	1 x 100 st	<b>660815</b>
-----------	------------	---------------

## TENNHYLSOR

### Lindbloms Tennhylsor - Directa

Anatomiskt formade tennkronor. Mjuka och enkla att klippa till för cervikal anpassning. 100% tenn.



3L	1 x 4 st	<b>661130</b>
4L	1 x 4 st	<b>661131</b>
5L	1 x 4 st	<b>661132</b>
13L	1 x 4 st	<b>661139</b>
14L	1 x 4 st	<b>661140</b>
15L	1 x 4 st	<b>661142</b>
4U	1 x 4 st	<b>661149</b>
5U	1 x 4 st	<b>661150</b>
6U	1 x 4 st	<b>661151</b>
13U	1 x 4 st	<b>661157</b>
14U	1 x 4 st	<b>661158</b>
15U	1 x 4 st	<b>661159</b>

# KRONOR/TEMPORÄRA

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## UTBILDNINGSMATERIAL

### Frasaco sortiment

Tala med våra säljare om du söker en viss Frasaco produkt. Vi har ett mycket brett utbud av modelltänder, fantomhuvuden, ansiktsmasker, studiemodeller med mera. Begär offert!



AVTRYCK

BORR & DIAM

ENDO

HYGIEN

INSTRUMENT

KIRURGI

KRONOR

**ORTODONTI**

PROFYLAX

PUTS & POLER

RÖNTGENTILLB

SALIV & SUG

SPRUTOR & KA

TANDFYLLNAD

UTRUSTNING

A-Ö

**ORTODONTI**

## SNABBINDEX

<b>LM Activator</b> .....	<b>298</b>
Belöningskort .....	300
Färgläggningskort .....	302
<b>Hårdmetallborr</b> .....	<b>302</b>
<b>Instrument</b> .....	<b>303</b>

## LM ACTIVATOR

### METOD FÖR ORTODONTISK BEHANDLING

LMActivator är en effektiv och ekonomisk metod som är speciellt utvecklad för tidig ortodontisk behandling. Aktivatorn styr erupterade tänder med hjälp av patientens egen muskelkraft. Kan användas i många olika fall för såväl primära-, växel- som permanenta bett. Är tillverkad av elastisk silikon.

Skenan finns i olika modeller (låg resp. hög modell), för olika indikationer, och förvaras i askar i olika färger.

Skenan kan steriliseras i autoklav eller desinficeras genom kokning.



#### LMActivator - LM-Dental

Låg, kort modell. Låg modell med en kortare molarsektion för patienter där 2:a molaren inte har erupterat.

Låg, lång modell. Med en längre molarsektion för patienter vars molarer har erupterat.



#### Låg modell-kort/Gul ask:

Stl 10	LM 94010LS	1 x 1 st	<b>291010</b>
Stl 15	LM 94015LS	1 x 1 st	<b>291011</b>
Stl 20	LM 94020LS	1 x 1 st	<b>291012</b>
Stl 25	LM 94025LS	1 x 1 st	<b>291013</b>
Stl 30	LM 94030LS	1 x 1 st	<b>291014</b>
Stl 35	LM 94035LS	1 x 1 st	<b>291015</b>
Stl 40	LM 94040LS	1 x 1 st	<b>29973</b>
Stl 45	LM 94045LS	1 x 1 st	<b>29974</b>
Stl 50	LM 94050LS	1 x 1 st	<b>29975</b>
Stl 55	LM 94055LS	1 x 1 st	<b>29976</b>
Stl 60	LM 94060LS	1 x 1 st	<b>29977</b>
Stl 65	LM 94065LS	1 x 1 st	<b>29978</b>
Stl 70	LM 94070LS	1 x 1 st	<b>29979</b>

#### Låg modell-lång/Blå ask:

Stl 40	LM 94040L	1 x 1 st	<b>291016</b>
Stl 45	LM 94045L	1 x 1 st	<b>291017</b>
Stl 50	LM 94050L	1 x 1 st	<b>291018</b>
Stl 55	LM 94055L	1 x 1 st	<b>291019</b>
Stl 60	LM 94060L	1 x 1 st	<b>291020</b>
Stl 65	LM 94065L	1 x 1 st	<b>291021</b>
Stl 70	LM 94070L	1 x 1 st	<b>291022</b>

#### Hög modell-kort/Orange ask:

Stl 20	LM 94020HS	1 x 1 st	<b>291030</b>
Stl 25	LM 94025HS	1 x 1 st	<b>291031</b>
Stl 30	LM 94030HS	1 x 1 st	<b>291032</b>
Stl 35	LM 94035HS	1 x 1 st	<b>291033</b>
Stl 40	LM 94040HS	1 x 1 st	<b>291034</b>
Stl 45	LM 94045HS	1 x 1 st	<b>MD117016</b>
Stl 55	LM 94055HS	1 x 1 st	<b>29937</b>
Stl 65	LM 94065HS	1 x 1 st	<b>29939</b>
Stl 70	LM 94070HS	1 x 1 st	<b>29940</b>

#### Hög modell-lång/Grön ask:

Stl 45	LM 94045H	1 x 1 st	<b>21581</b>
Stl 50	LM 94050H	1 x 1 st	<b>21582</b>
Stl 55	LM 94055H	1 x 1 st	<b>21583</b>
Stl 60	LM 94060H	1 x 1 st	<b>21584</b>
Stl 65	LM 94065H	1 x 1 st	<b>21585</b>
Stl 70	LM 94070H	1 x 1 st	<b>21586</b>






Hög modell, är konstruerad för behandling av öppna bett, och är försedd med ett tjockare molarparti.

Hög, kort - modell med en kortare molarsektion för patienter där 2:a molaren inte har erupterat.

Hög, lång - modell med en längre molarsektion för patienter vars 2:a molar har erupterat.



# ORTODONTI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>LMOrthoSizer - LM-Dental</b> LM 9400</p> <p>Mätinstrument för att underlätta valet av lämplig storlek. Den mäter avståndet från distalytan på överkåkens vänstra sidoframtand till distalytan på överkåkens högra sidoframtand. Den kan användas med eller utan skaft. OrthoSizer är även kompatibel med spegelskaft. Autoklaverbar.</p>		<p>1 x 1 st <b>291000</b></p>
<p><b>LM Trainer Braces - LM-Dental</b></p> <p>Används tillsammans med fast apparatur. För mandibeln framåt för behandling av Angle klass II. Förebygger irritation och skada på mjukvävnad. Lip-bumper.</p>	<p>94100TB röd ask</p> 	<p>1 x 1 st <b>MD113747</b></p>
<p><b>LM Trainer Small - LM-Dental</b></p> <p>Fickor för incisiv. Lip-bumper. Mindre och mjukare än LM-Trainer Medium.</p>	<p>94100S röd ask</p> 	<p>1 x 1 st <b>MD113746</b></p>
<p><b>LM Trainer Medium - LM-Dental</b></p> <p>Fickor för incisiv och hörntänder. Lip-bumper</p>	<p>94100T röd ask</p> 	<p>1 x 1 st <b>MD113745</b></p>
<p><b>LM Activator patientinstruktion - LM-Dental</b></p> <p>Patientkooperation är en förutsättning för lyckad behandling. Den första månaden är avgörande när det gäller att få in vanan att använda apparaturen. För att motivera patienten och hans/hennes familj finns åldersanpassat material för både tonåringar och yngre.</p>	<p>För äldre barn/tonåringar</p> 	<p>1 x 1 st <b>29970</b></p>
<p><b>Patientmaterial LMActivator - LM-Dental</b></p> <p>Bruksanvisning med dagbok och klistermärken.</p>	<p>Folder</p> 	<p>1 x 1 st <b>63906</b></p>

# ORTODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Belöningskort

Att motivera patienterna är viktigt. Silikonskenan förvaras i en ask och barnet kan välja mellan ett antal roliga kaninkort att sätta på asken under behandlingens gång.



### LM Activator kaninkort - LM-Dental

Belöningskort.



Kaninkort Balettdansare

1 x 1 st **29946**

### LM activator kaninkort - LM-Dental

Belöningskort.



Kaninkort Hund

1 x 1 st **29947**

### LM activator kaninkort Trumslagare -

LM-Dental

Belöningskort.



Kaninkort. Trumslagare

1 x 1 st **29948**

### LM activator kaninkort Dansande par -

LM-Dental

Belöningskort.



Kaninkort. Dansande par

1 x 1 st **29949**

### LM activator kaninkort Skateboard -

LM-Dental

Belöningskort.



Kaninkort Skateboard

1 x 1 st **29950**

# ORTODONTI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>LM activator kaninkort Tecknare</b> - <i>LM-Dental</i> Belöningskort.		Kaninkort Tecknare 1 x 1 st <b>29951</b>
<b>LM activator kaninkort Vänner</b> - <i>LM-Dental</i> Belöningskort.		Kaninkort Vänner 1 x 1 st <b>29952</b>
<b>LM activator kaninkort Ishockey</b> - <i>LM-Dental</i> Belöningskort.		Kaninkort Ishockey 1 x 1 st <b>29953</b>
<b>LM activator kaninkort Fotboll</b> - <i>LM-Dental</i> Belöningskort.		Kaninkort Fotboll 1 x 1 st <b>29954</b>
<b>LM activator kaninkort Meta på bryggan</b> - <i>LM-Dental</i> Belöningskort.		Kaninkort Meta på bryggan 1 x 1 st <b>29955</b>
<b>LM activator kaninkort Häst och ryttare</b> - <i>LM-Dental</i> Belöningskort.		Kaninkort Häst och ryttare 1 x 1 st <b>29965</b>

# ORTODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Färgläggningskort

Kaninkorten finns också som färglögningskort. Rolig sysselsättning för barn.

### Färgläggningskort Skate - LM-Dental

Belöningskort för färgläggning.



Färgläggningskort

1 x 1 st **29969**

### Färgläggningskort Tecknare - LM-Dental

Belöningskort för färgläggning.



Färgläggningskort

1 x 1 st **29988**

### Färgläggningskort Vänner - LM-Dental

Belöningskort för färgläggning.



Färgläggningskort

1 x 1 st **29967**

### Färgläggningskort Ishockey - LM-Dental

Belöningskort för färgläggning.



Färgläggningskort

1 x 1 st **29968**

### Färgläggningskort Trumslagare

- LM-Dental

Belöningskort för färgläggning.




Färgläggningskort

1 x 1 st **29966**

## HÅRDMETALLBORR

### Ortodontiborr MultiSil Soft

Silikonbör. Borr speciellt utvecklade för slipning av silikon. För handstycke.



### MultiSil Soft, HST:

S187 -023  
S237 -060  
S263 -065

1 x 1 st **291201**  
1 x 1 st **291202**  
1 x 1 st **291203**



# ORTODONTI

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## INSTRUMENT ORTODONTI

### Bågböjningsinstrument

- *LM-Dental*

LM 412-413

xxx skaft:

XSi - 11,5 mm



XSi

1 x 1 st **29956**

### Ligaturadapter - *LM-Dental*

LM 414-415

Blått skaft:

Si - 8,5 mm

XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

1 x 1 st **291100**  
1 x 1 st **291101**

### Ligaturadapter/Scaler U15

- *LM-Dental*

LM 414-150

Gult skaft:

Si - 8,5 mm

XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

1 x 1 st **291102**  
1 x 1 st **291103**

### Ligaturplacerare - *LM-Dental*

LM 416-417

Orange skaft:

Si - 8,5 mm

XSi - 11,5 mm



Si  
XSi

1 x 1 st **291104**  
1 x 1 st **291105**



## SNABBINDEX

<b>Blekmedel</b> .....	<b>306</b>
<b>Fissurförsegling</b> .....	<b>307</b>
<b>Fluor och klorhexidinpreparat (munvatten)</b> .....	<b>310</b>
<b>Munhygien</b> .....	<b>316</b>
Tandborstar .....	316
Eltandborstar .....	323
Mellanrumsborstar.....	330
Medel mot sår och blåsor.....	332
Rengöringsmedel.....	334
Tandkräm .....	334
Tandtråd.....	342
Tandstickor .....	346
<b>Placktabletter</b> .....	<b>348</b>
<b>Placktest</b> .....	<b>349</b>
<b>Putspastor</b> .....	<b>349</b>
<b>Salivstimulering</b> .....	<b>351</b>
<b>Salivtest</b> .....	<b>352</b>
<b>Tandsmycken</b> .....	<b>354</b>
<b>Tuggummi &amp; tabletter</b> .....	<b>354</b>
<b>Leksaker</b> .....	<b>357</b>

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## BLEKMEDEL

### Illuminé 10% - Dentsply DeTrey

Blekmedel innehållande 10 % karbamidperoxid.

Start kit: 3 x 3 ml gel i sprutor, 3 appliceringsspetsar, förvaringsbox till skena, bruksanvisning för patient och tandläkare, allt i en liten necessär.

Refill: Varje förpackning innehåller 2 x 3 ml gel i sprutor och 2 appliceringsspetsar.



Illuminé 10% Starter Kit  
Illuminé 10% Refill Kit

3 x 3 ml **380415**  
5 x 6 ml **380416**

### Illuminé 15% - Dentsply DeTrey

Blekmedel innehållande 15% karbamidperoxid.

Start kit: 3 x 3 ml gel i sprutor, 3 appliceringsspetsar, förvaringsbox till skena, bruksanvisning för patient och tandläkare, lab allt i en liten necessär.

Refill: Varje förpackning innehåller 2 x 3 ml gel i sprutor och 2 appliceringsspetsar.



Illuminé 15% Starter Kit  
Illuminé 15% Refill Kit

3 x 3 ml **380417**  
5 x 6 ml **380418**

### VivaStyle 10% Touch Up Kit

- Ivoclar Vivadent

10% -ig karbamidperoxid (3% hydrogenperoxid) för blekning av vitala och nonvitala tänder. Sprutor.



Kit COS

2 x 3 ml **380434**

### VivaStyle 10% Patient Kit

- Ivoclar Vivadent

10%-ig karbamidperoxid (3% hydrogenperoxid) för blekning av vitala och nonvitala tänder. Sprutor.



Patient Kit COS

4 x 3 ml **380433**

### VivaStyle Touch Up Kit 16%

- Ivoclar Vivadent

Blekmedel innehållande 16% -ig karbamidperoxid. Gel för blekning av vitala och nonvitala tänder.




4 sprutor x 3 ml, 2 plattor material till bettskena, 1 förvaringsask för bettskena, necessär med spegel.



Kit 16% COS

2 x 3 ml **380432**

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Orbis ask för bettskenor - Orbis</b>                      Ask för bettskenor i olika färger. Mörkgrön, blå, vit, ljusgrön (lime) och rosa. Asken är försedd med fina lufthål. Den ljusgröna asken har en rak kant.</p>	Påse blandade färger	1 x 10 st <b>380411</b>
		
<p><b>VivaStyle plattor - Ivoclar Vivadent</b>                      12 plattor material till blekskena. 1 mm tjock.</p>	Sats	1 x 12 st <b>380426</b>
		
<p><b>Erkoflex bleach - Erkodent</b>                      Erkoflex bleach 120 mm 1,0 mm runda. Uppfyller ställda krav för blekskenor. 1 mm tjock folie. Sluter till väl och bearbetas lätt med sax eller specialborr.</p>		1 x 20 st <b>55593</b>
		
<h2>FISSURFÖRSEGLING</h2>		
<p><b>HelioSeal Clear - Ivoclar Vivadent</b>                      Ljushärdande, resinbaserad fissurförsegling. Transparent sealer: Ger ett bra estetiskt resultat utan att dölja fissurer. Bra flytegenskaper. Spruta.</p>	Spruta	1 x 1,25 g <b>640448</b>
		
<p><b>Fuji Triage White kapslar - GC</b>                      Fissurförsegling av glasjoner med fluor. Enkelt och med bra flytbarhet och fukttolerans. Kapslar.</p>	Rosa Vit	50 x 0,13 ml <b>640917</b> 50 x 0,13 ml <b>640918</b>
		
<p><b>SealRite - Pulpdent</b>                      Fluoravgivande, ljushärdande fissurförseglingsmaterial med 34,4 % filler. Kan även användas som restaurationsmaterial för mindre defekter och spalter. Har en pärlmo liknande färg. Sprutor + 8 st specialkanyler.</p>	Kit	4 x 1,20 ml <b>600227</b>
		

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Embrace Wet Bond - Pulpdent</b> Fissurförsegling och restaurationsmaterial för mindre defekter. Ljushärdande fluoravgivande komposit. Binder i fuktig miljö till tanden. Sprutor + 20 kanyler.</p>		<p>Sats 4 x 1,20 ml <b>600224</b></p>
<p><b>Dyract-Seal - Dentsply</b> Ljushärdande kompomer för fissurförsegling. Färdigfylld spruta ofärgad/opak med tillhörande röda appliceringskanyler. 30 vikt-% filler, 18 volym-%. Genomsnittlig filler - 0.8 mm. Sprutor + 25 kanyler.</p>		<p>Ofärgad, sats Opak, sats Appliceringskanyler 3 x 1 ml <b>650622</b> 3 x 1 ml <b>650623</b> 1 x 25 st <b>650624</b></p>
<p><b>Delton FS - Dentsply</b> Ljushärdande fissurförsegling med fluor. Fillerfritt, mjölkfärgat resin. Enkomponent. Kit: 4 sprutor, 60 kanylspetsar med borste, 25 engångsöverdrag för sprutan.</p>		<p>Kit 4 x 1,20 ml <b>650636</b></p>
<p><b>Delton - Dentsply</b> Ljushärdande fissurförsegling. Fillerfritt, transparent resin. 2-komponent. Klar eller Opak white. Flaska.</p>		<p>Klar Opak white 5,4 ml <b>650633</b> 5,4 ml <b>650632</b></p>
<p><b>Clinpro Sealant - 3M ESPE</b> Ljushärdande fissurförsegling komposit. Rosa färg vid applicering, efter ljushärdning vit opak färg. Avger fluor. Lättflytande. Förpackat i spruta. Refillspruta + 10 appliceringskanyler. Bilden visar introduktionsförpackning: 2 sprutor, 3 ml etsgel, 20 svarta appliceringskanyler till fissurförsegling, 25 appliceringskanyler, blå för etsgel.</p>		<p>Introkit Refillspruta + kanyler Appliceringskanyl 27G 1 x 1 fp <b>650610</b> 1 x 1,20 ml <b>650611</b> 1 x 10 st <b>650612</b></p>

# ≡ HÖG FLUORHALT, FÖR STARKA TÄNDER



Har du  
fluxat idag?



Följ oss på Facebook:  
[facebook.com/fluxfluvor](https://www.facebook.com/fluxfluvor)

Välkommen att delta i intressanta  
inlägg och tävlingar på Facebook!

Flux fluorskölj har en hög fluorhalt, 0,2% NaF, för att ge starka tänder hela livet. Flux står för en rad professionella tandvårdsprodukter och i familjen finns även fluortandkräm och fluortuggummin. För barnen finns Flux Junior, för en god vana redan tidigt i livet.

Flux är framtagen i nära samarbete med svensk tandvård. Alla Flux produkter är helt utan alkohol och alla skölj har en praktisk pump, för perfekt daglig dosering.

Med Flux kan du njuta av livets goda stunder. Flux finns på Apotek och tandvårdskliniker.



# FLUX®

Le, andas och njut.  
Starkare än igår.

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## FLUOR & KLORHEXIDIN

### Xerorinse Munvatten - Actavis

Xerorinse munvatten stimulerar salivproduktionen, återfuktar och smörjer slemhinnorna. Hög fluorhalt 0,2% NaF. Se även Xerodrops och Xerogel. Smak mint/jordgubb.



Flaska

10 x 500 ml

**380986**

### Flux fluorsköljning - Actavis

Fluorsköljvätska innehållande 0,2% natriumfluorid. Smak av cool mint, 5% mintolja. Stärker emaljen och förebygger karies samt ger en fräsch andedräkt. Flux är det första medlet som är godkänt att säljas utan receptförskrivning.



Flaska m doseringskopp  
Miniflaskor  
Flaska m pump. Klinikfp.

12 x 500 ml

**380960**

20 x 90 ml

**380966**

6 x 1000 ml

**380969**

### Flux Junior fluorsköljning - Actavis

Fluorskölj för barn, koncentrationen 0.05% att jämföra med vanliga Flux 0.2%. Rekommenderas till barn 6-12 år. Har en mild och för barn anpassad smak av fruit/mint.



Flaska, smak frukt/mint

12 x 500 ml

**380968**

### Flux Junior fluorsköljning - Actavis

Fluorskölj för barn, koncentrationen 0.05% att jämföra med vanliga Flux 0.2%. Smak och styrka anpassat för barn 6-12 år. Smak: Jordgubb.



Flaska, smak jordgubb

12 x 500 ml

**380959**



# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Flux Mild fluorsköljning - Actavis</b></p> <p>Fluorskölj 0.2% natriumfluorid. Stärker emaljen, förebygger karies och ger en fräsch andedräkt. Mild smak utan färgämnen och alkohol.</p>	Flaska	12 x 500 ml <b>380967</b>
		
<p><b>Flux Fresh - Actavis</b></p> <p>Fluorsköljvätska rekommenderad som komplement till tandborstning. Cool mint med en koncentration på 0,2 NaF.</p>	Flaska	12 x 500 ml <b>380984</b>
		
<p><b>Flux Klorhexidin - Actavis</b></p> <p>Innehåller 0,12% klorhexidin. Lindrar och motverkar plack samt irriterat tandkött. Innehåller även 0,2% natriumfluorid som förebygger karies. Fräsch smak av coolmint.</p>	Flaska	12 x 500 ml <b>380965</b>
		
<p><b>SB12 blå - Meda</b></p> <p>Ett kosmetiskt, hygieniskt munsköljningspreparat mot dålig andedräkt. En lösning som snabbt neutraliserar och förhindrar uppkomst av dålig andedräkt i minst 12 timmar. Dokumenterat effektiv blandning av mycket svaga koncentrationer klorhexidin, zink och fluor. Mild smak, kan användas under lång eller kort tid. Smak: mint/mentol</p>	Blå, flaska Blå, flaska med pump	15 x 250 ml <b>381001</b> 1 x 1000 ml <b>381003</b>
		

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>SB12 duo - Meda</b></p> <p>Ett kosmetiskt hygieniskt munsköljningspreparat mot dålig andedräkt. En patenterad lösning som snabbt och effektivt neutraliserar och förhindrar uppkomst av dålig andedräkt i minst 12 timmar, ett medel som inte bara döljer och skyler över. En dokumenterat effektiv exakt blandning av mycket svaga koncentrationer av klorhexidin, zink och fluor.</p> <p>Lila - Extra fluor och extra stark smak.</p>	 <p>Lila, flaska</p>	<p>15x250 ml <b>381012</b></p>
<p><b>NaF fluorskölj - Meda</b></p> <p>Munskölj 0,2% Natriumfluorid. Skyddar mot kariesangrepp, utan alkohol och färgämnen. Rekommenderas från 12 år. Frisk mints smak.</p>	 <p>Flaska</p>	<p>12 x 500 ml <b>381014</b></p>
<p><b>Fluor Protector S fluorlack - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Fluorhaltigt skyddslack för desensibilisering och kariesprofilax. Transparent. Innehåller 7700 ppm fluor. Kompatibel med blekningsmedel. Mild smak och lukt.</p>	 <p>Tub</p>	<p>1 x 7 g <b>MD125981</b></p>
<p><b>Fluor Protector fluorlack - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Tennfluoridgel. Transparent fluorhaltigt skyddslack. För desensibilisering av känsliga tandtyr och kariesprofilax. 0,1% fluorkoncentration.</p>	 <p>Flaska Flaska</p>	<p>20 x 0,40 ml <b>380311</b> 40 x 0,40 ml <b>380312</b></p>



PAROEX®

# Klorhexidin med bättre smak och bevisat bättre effekt<sup>1</sup>!



## KORTTIDSANVÄNDNING

0,12% CHX + CPC MUNSÖLJ & DENTALGEL

- Minskar risken för tandköttsproblem och plackbildning
- Fri från alkohol - svider mindre
- 1,2 mg/ml CHX koncentration ger mindre biverkningar än 2,0 mg/ml CHX
- 9 av 10 tycker att GUM® Paroex smakar bättre<sup>2</sup>

## DAGLIGT FÖREBYGGANDE

0,06% CHX + CPC TANDKRÄM m. Fluor

- Låg dos av klorhexidin
- Reducerar plackbildning vilket ger ett långsiktigt skydd mot tandköttsproblem
- Speciellt framtagen mot tidiga stadier av tandköttsproblem
- Innehåller 1450 ppm fluor
- För patienter som behöver mer än en vanlig tandkräm

<sup>1</sup> Data on File: GUM® Paroex munsölj 0,12% CHX + CPC vs endast 0,12% CHX

<sup>2</sup> Data on file.

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Perio+ gel - OraSolv AB</b></p> <p>En bakteriehämmande gel som mjukar upp degenerativ vävnad och underlättar depurering. Tar effektivt bort både granulationsvävnad och tandsten och förbättrar rengöring. All frisk vävnad lämnas intakt.</p>		<p>Spruta</p> <p>10 x 0,25 ml <b>380295</b></p>
<p><b>Proxident Munspray - Proxident</b></p> <p>Smörjande munspray för mycket torra och känsliga munslimhinnor. Innehåller och har en smak av solrosolja som kan sväljas.</p>		<p>Flaska</p> <p>15 x 50 ml <b>380384</b></p>
<p><b>Paroex - Sunstar</b></p> <p>Munskölj med klorhexidin 0,12%. Utan alkohol. Sockerfri. Kan användas av alla som behöver skölja med klorhexidin. Missfärgar inte tänderna. Skonsam och svider inte vid irriterat tandkött.</p>		<p>Flaska m doseringskapsyl Flaska utan pump Pump separat</p> <p>1 x 300 ml <b>380440</b> 1 x 5 l <b>380441</b> 1 x 1 st <b>380442</b></p>
<p><b>Paroex tandkrämigel - Sunstar</b></p> <p>GUM Paroex - 0.12% CHX - 0.05% CPC. Gel för korttidsbehandling. Avsedd för professionell plackkontroll vid vävnadsskador i tandköttet. Förlänger effekten av behandlingen och förhindrar ny plackbildning. Rekommenderas även före och efter oralkirurgi, vid extraktioner och vid implantatkirurgi.</p>		<p>Tub</p> <p>6 x 75 ml <b>380487</b></p>
<p><b>TePe Interdental Gel med fluor - TePe</b></p> <p>Interdental gel med fluor, 0.32% NaF 1500 ppm. Rengör aproximalrummen och tillför fluor till riskområden. Innehåller inget slipmedel. Behaglig mintsmaak.</p>		<p>Flaska</p> <p>12 x 20 ml <b>380835</b></p>

# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### TePe Gingival gel - TePe

Antibakteriell gel, skyddar både tandkött och tänder. Speciellt framtagen för användning tillsammans med mellanrumsborste. Innehåller klorhexidin och fluor, motverkar plack och inflammationer, förebygger karies. 0,2%CHX, 0,32%NaF.



Flaska

8 x 20 ml **380886**

### Cervitec Plus - Ivoclar Vivadent

Transparent skyddslack innehållande klorhexidin/tymol som hämmar bakterietillväxt. Motverkar ilande tandhalsar, Streptococcus Mutans och gingivit. Enkelt att applicera. God smak, passar även till barn. OBS! Förvaras i kylskåp.



Single Dose m tillbehör

20 x 0,30 g **380314**

Plastflaska m tillbehör

1 x 7 g **380316**

Plastflaska m tillbehör

2 x 7 g **380317**

### Cervitec Gel - Ivoclar Vivadent

För behandling av karies, gingivit, parodontit och stomatit. Innehåller 0,2% klorhexidin och 0,2% natriumfluorid (900 ppm). Anpassad doseringspip, lätt att applicera på tandborsten. Mintsmaak. Tub.



Liten

1 x 20 g **380340**

Stor

1 x 50 g **380341**

### Clinpro White Varnish - 3M ESPE








5% klar fluorlack med behaglig, söt minsmak för både emalj och dentin. Ingen speciell rengöring krävs, det räcker med tandborstrent. Ej fukt/saliv känslig. Ger ingen gul missfärgning av tänderna. Kan doseras i doser om 0,25, 0,40 och 0,5 ml.



Engångsdoser

50 x 0,50 ml **380310**

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Bifluorid 5 - Voco</b></p> <p>Fluorlack/Varnish mot sensibilitet, bildar isolerande yta mot termisk och kemisk påverkan. Innehåller kalcium (5%) och natriumfluorid (5%).</p>		<p>SingleDose</p> <p>50 x 0,06 ml <b>380332</b></p>
<p><b>Bifluorid 10 - Voco</b></p> <p>Fluorlack/Varnish mot sensibilitet, bildar isolerande yta mot termisk och kemisk påverkan. Innehåller kalcium (5%) och natriumfluorid (5%).</p>		<p>Flaska SingleDose</p> <p>1 x 10 g 50 x 0,06 ml <b>380334</b> <b>380335</b></p>
<p><b>Profluorid Varnish - Voco</b></p> <p>Tennfluoridgel. Snabb desensibilisering, fluoravgivande. Fäster även till våta ytor. Fyra olika smaker: karamell, körsbär, mint och melon.</p> <p>Klart (transparent) fluorlack. Innehåller 5% natriumfluorid. För behandling av hypersensibla tänder och försegling av dentintubuli.</p>		<p>Melonsmak 1 x 10 ml <b>380337</b> Karamellsmak 1 x 10 ml <b>380338</b> Mintsmak 1 x 10 ml <b>380339</b> Karamell/körsbär/mint/melon 4 x 10 ml <b>380343</b></p>
<h2>MUNHYGIEN</h2>		
<h3>Tandborstar</h3>		
<p><b>Engångstandborste - Cavex</b></p> <p>Tandborste med tandkräm, engångs.</p>		<p>Tandborste med tandkräm</p> <p>1 x 100 st <b>380195</b></p>
<p><b>Orbis Tandborste vuxen</b></p> <p>Tandborste vuxen mjuk, soft tip. Ergonomiskt utformat skaft med räfflade grepppunkter. Borsthuvudets baksida försedd med räfflad gummiyta för tungrengöring.</p> <p>Levereras i blandade färger blå och röd.</p>		<p>Vuxen mjuk, soft tip</p> <p>1 x 100 st <b>381020</b></p>
<p><b>Dentosal Optimal - Dentosal</b></p> <p>Extra mjuk tandborste med litet och kompakt borsthuvud. Flexibelt skaft som ligger bra i handen. Blandade färger: röd, blå, grå, lila, grön och orange.</p>		<p>Extra mjuk, litet huvud</p> <p>1 x 36 st <b>380280</b></p>
<p><b>ProExpert/CA Professional 35 - Oral-B</b></p> <p>Tandborste försedd med CrissCross borststrån, gummistimulator (på borsthuvudet). Powertip och tungrengörare.</p> <p>Förpackningen innehåller mixade färger: blå, turkos, svart och röd.</p>		<p>Soft, blister</p> <p>1 x 96 st <b>380040</b></p>

# PROFYLAX








PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Tandborste ProExpert Premium - Oral-B</b>                      Pro-Flex 35, Soft. Individuella flexibla sidor som anpassar sig till dina tänder och tandkött och hjälper till att avlägsna mer plack än en vanlig tandborste. Skonsam mot tandkötet.</p>	<p>Tandborste mjuk</p>	<p>1 x 96 st <b>MD125889</b></p>
<p><b>Tandborste Complete 35 Soft Clean&amp;Sensitive - Oral-B</b>                      Supertunna strån. Skonsam mot tandkötet. Inbyggd tungskrapa</p>	<p>Tandborste m tungskrapa</p>	<p>1 x 96 st <b>MD126209</b></p>
<p><b>Advantage Control Grip 30 Cello - Oral-B</b>                      Tandborste med kompakt huvud med mjuka topprundade strån. Långa vinkelklippta strån för bra åtkomlighet runt kindtänder/approximalrum. Indikatorstrån påminner om när det är dags att byta borste. Blandade nivåer för maximal täckning och rengöring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CG = Control Grip</li> <li>• Storlek 30 (mindre borsthuvud) och 35.</li> <li>• Blandade färger.</li> </ul>		<p>1 x 72 st <b>380046</b></p>
<p><b>Gum Classic Butler - Sunstar</b>                      Tandborste med unik kupolklippning rengör effektivt vid tandkötsranden. Topprundade strån med en diameter på 0,05 mm når bättre i trånga utrymmen och vid tandkötskanten där plackbeläggningar är som svårast att avlägsna.                      Ruggade stråtytor polerar och transporterar bort plack bättre än blanka strån. Gummitip (enkel att peta bort från baksidan) för massage av tandkött.</p>	<p>407 CY Standard, mjuk</p>	<p>1 x 96 st <b>380472</b></p>
<p><b>TePe Gentle Care - TePe</b>                      Specialtandborste. xx-mjuk vuxen. Rekommenderas efter oralkirurgi samt vid t.ex känsliga tandhalsar, inflammerat tandkött, muntorrhet och efter tandblekning.</p>	<p>xx-mjuk vuxen</p>	<p>1 x 25 st <b>380829</b></p>
<p><b>TePe Nova - TePe</b>                      Tandborste med ett avsmalnande borsthuvud med tipp för att lättare nå svåråtkomliga ytor. Det ergonomiska skaftet ger ett bekvämt grepp. Rekommenderas till vuxna. Blandade färger.</p>	<p>Gul tipp - mjuk                      Rosa tipp - x-mjuk</p>	<p>1 x 80 st <b>380800</b>                      1 x 80 st <b>380801</b></p>
<p><b>TePe Supreme - TePe</b>                      Tandborste i unik design med strån i två nivåer för optimal rengöring med en mjuk och behaglig känsla. De något längre koniska stråna når längre in mellan tänderna. Halsen går att böja utan uppvärmning. Blandade färger.</p>		<p>1 x 80 st <b>380811</b></p>

# PROFYLAX




PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>TePe Select - TePe</b></p> <p>Tandborste med ett avsmalnande borsthuvud för att lättare komma åt. Topprundade strån för skonsam rengöring.</p> <p>Halsen går att böja till önskad vinkel utan uppvärmning. Skaftet är smidigt och bekvämt. Rekommenderas till ungdomar och vuxna. Balndade färger</p>	 <p>Mjuk X-mjuk</p>	<p>1 x 100 st <b>380802</b> 1 x 100 st <b>380803</b></p>
<p><b>Tandborstar - barn</b></p> <p><b>Orbis Tandborste Junior</b></p> <p>Tandborste junior 7-10 år. Något mindre borsthuvud, ergonomiskt utformat skaft med räfflade grepppunkter. Leveras blandade färger blå och röd.</p>	 <p>Junior 7-10 år</p>	<p>1 x 100 st <b>381024</b></p>
<p><b>Orbis Tandborste Kids</b></p> <p>Tandborste kids 3-6 år. Litet borsthuvud med mjuka strån och rejält gräppvänligt skaft.</p>	 <p>Kids 3-6 år</p>	<p>1 x 100 st <b>381023</b></p>
<p><b>Orbis Tandborste Baby</b></p> <p>Tandborste baby 0-3 år. Mjuk, extra litet huvud och greppvänligt skaft.</p>	 <p>Baby 0-3 år</p>	<p>1 x 100 st <b>381022</b></p>
<p><b>Bamses Barntandborste - GlaxoSmithKline</b></p> <p>Extra litet huvud med lång, smal hals och greppvänligt skaft, med mjuk borst. Blandade färger: rosa, blå, orange, grön, gul. Bamsefigur på skaftet.</p>	 <p>Mjuk</p>	<p>1 x 12 st <b>380018</b></p>
<p><b>GUM 311 CY Classic - Sunstar</b></p> <p>Mjuk tandborste för barn och ungdom, med rak-klippta borststrån.</p>	 <p>Mjuk</p>	<p>1 x 96 st <b>380453</b></p>
<p><b>GUM 221 CY Technique - Sunstar</b></p> <p>Barntandborste, 5 - 9 år, utformad för bra borst-teknik. Blå yttre, lägre strån rengör skonsamt vid tandköttskanten. Extra mjuka rundade strån och upphöjt mittparti rengör varsamt och effektivt tänder och tandkött.</p> <p>Ovalt borsthuvud underlättar borstning i svåråtkomliga områden. Fyrkantsgrepp hjälper barnhanden att hitta optimala 45-gradersvinkeln, för effektiv rengöring vid tandköttskanten.</p>	 <p>Extra mjuk</p>	<p>1 x 96 st <b>380457</b></p>
<p><b>Stage 1 tandborste - Oral-B</b></p> <p>Tandborste för babys första tänder, 4-24 månader. Levereras i förpackning med 96 blisterförpackade borstar i blandade barnvänliga färger och motiv.</p>		<p>1 x 96 st <b>380041</b></p>










# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Stage 2 tandborste - Oral-B</b> Tandborste för små barn som lär sig borsta, 2-4 år. Disney's Musse Pigg gör tandrengöringen lite roligare.</p>		1 x 96 st <b>380042</b>
<p><b>Stage 3 tandborste - Oral-B</b> Action Cup tandborste för mjölkttänder och de första permanenta tänderna, 5-7 år. Disney's filmfigurer i urval för flick- respektive pojkbörste.</p>		1 x 96 st <b>380043</b>
<p><b>Pro Expert CrossAction 8+ - Oral-B</b> Tandborste för barn från 8 år. Handtag i vuxenstorlek. Borststrån i olika nivåer rengör även vid växelbett. Yttre strån masserar tandköttet skonsamt. Tunsgkrapa på huvudets ovansida.</p>		Blandade färger 1 x 96 st <b>380004</b>
<p><b>TePe tandborste Mini - TePe</b> Tandborste med extra litet borsthuvud. Skaft anpassat för vuxen som hjälper barnet. Rekommenderas från första tand upp till 3-4 år. Utan motiv på skaftet.</p>		Mini 0-4 mjuk u motiv 1 x 25 st <b>380836</b>
<p><b>TePe tandborste Mini - TePe</b> Tandborste rekommenderad för barn 0-3 år. Extra mjuk. Mindre borsthuvud med kortare och mjukare strån. Ergonomiskt skaft lättare att hålla för barn. Finns i flera olika färger och motiv.</p>		Extra mjuk 1 x 12 st <b>380812</b>
<p><b>TePe tandborste SelectCompact - TePe</b> Liten tandborste med ett litet avsmalnande borsthuvud för bästa åtkomlighet. Smidigt och bekvämt för såväl barn som vuxen. Rekommenderas till barn upptill 10-12 års ålder samt till vuxna som besväras av kväljningsreflexer.</p>		Mjuk X-mjuk 100 st/fp <b>380804</b> 100 st/fp <b>380805</b>
<p><b>TePe tandborste Zoo Select - TePe</b> Barntandborste Select. Liten, mjuk med blandade djurmotiv.</p>		Mjuk Zoo X-mjuk Zoo 1 x 25 st <b>380809</b> 1 x 25 st <b>380810</b>

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>TePe Compact Tuft - TePe</b></p> <p>En liten, smidig tandborste med endast ett borstknippe. Rekommenderas längs tandköttskanten, till barnens frambrytande kindtänder och andra svåråtkomliga tandtytor.</p>	 <p>X-mjuk</p>	<p>1 x 25 st <b>380821</b></p>
<p><b>TePe Select Graphic - TePe</b></p> <p>Mjuk borste för skonsam rengöring. Ergonomiskt skaft ger ett stabilt och bra grepp. Borsthuvud som kommer åt överallt. Borsten är identisk med TePe Select, dock med en annorlunda design för att tilltala yngre användare. Tillverkas med fyra olika motiv och levereras i färgglada förpackningar.</p>	 <p>Mjuk</p>	<p>1 x 12 st <b>380808</b></p>
<p><b>TePe tandborste Classic rak - TePe</b></p> <p>Rekommenderas för patienter som önskar ett något större borsthuvud.</p>	 <p>Mjuk Extra mjuk</p>	<p>1 x 100 st <b>380813</b> 1 x 100 st <b>380814</b></p>
<h2>Specialtandborstar</h2>		
<p><b>Proxident Superbrush - Proxident</b></p> <p>Rengör flera tandtytor samtidigt. Gör tandborstning enklare för personer med begränsad motorik, lämplig för den som utför munvård på annan person.</p>	 <p>Special 1, stor</p>	<p>1 x 12 st <b>380197</b></p>
<p><b>Gum 308 CY Vinkelborste - Sunstar</b></p> <p>Snedklippt vinkelborste med litet runt borsthuvud som rengör effektivt vid 0, furkationer, implantat, bakom sista tanden och andra svåråtkomliga ytor.</p>		<p>1 x 96 st <b>380477</b></p>
<p><b>Gum 491 CY Technique - Sunstar</b></p> <p>Tandborste konstruerad för att ge bättre och effektivare borstteknik. Ett fyrkantsgrepp (QuadGrip) gör det enkelt att uppnå en optimal borstvinkel mot tandköttskanten. Fyra olika tumgrepp ger rätt vinkel vid borstning av munnens fyra kvadranter. Blandade färger.</p>	 <p>Mjuk</p>	<p>1 x 96 st <b>380460</b></p>
<p><b>Gum Ortodontisk tandborste - SunStar</b></p> <p>Specialtandborste. V-format borsthuvud för att undvika skador på tandställningens ömtåliga fästpunkter ge bättre rengöring vid tandställningens ömtåliga fästpunkter. V-klippt, 4 rader, 0,20 mm strådiameter.</p>		<p>1 x 12 st <b>380478</b></p>
<p><b>Orbis protestandborste</b></p> <p>Protestandborste med två funktioner. En tät borste med olika längd och hårdhet på borststråna för effektiv och skonsam rengöring. Den penselliknande borsten rengör protesens ojämnheter och mellanrum. Kraftigt och greppvänligt skaft.</p>	 <p>Orbis protestandborste</p>	<p>1 x 1 st <b>MD123770</b></p>
<p><b>Gum Protestandborste - Sunstar</b></p> <p>Platt borst av styv nylon, effektiv rengöring av protesytorna. Avsmalnande borste för rengöring av svåråtkomliga ställen. Greppvänligt handtag, underlättar för patienter med nedsatt greppförmåga.</p>	 <p>Gum Protestandborste</p>	<p>1 x 12 st <b>380479</b></p>

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>TePe Implantat/Ortodonti - TePe</b></p> <p>En 2-radig, mjuk och smidig borste speciellt utformad för personer med implantat eller fast tandregleringsapparat. Används från utsidan.</p>		<p>Mjuk</p> <p>1 x 25 st <b>380820</b></p>
<p><b>TePe Implantat Kit - TePe</b></p> <p>Kit med tre utvalda produkter för en mer effektiv rengöring av implantat. Implant Care borste med vinklad hals för åtkomst från insidan. Implantatborste med extra smalt borsthuvud. Mellanrumsborste.</p>		<p>TePe Implantat Kit (ImplantCare/ borste/mellanrumsborste)</p> <p>1 x 6 fp <b>380828</b></p>
<p><b>TePe Implant Care - TePe</b></p> <p>Speciellt designad borste för effektiv rengöring av implantat från insidan. Halsens unika vinkel i kombination med ett litet, smidigt borsthuvud underlättar åtkomligheten även i mycket trånga implantatområden. Smalt borsthuvud och långa, mjuka borststrån.</p>		<p>Medium</p> <p>1 x 12 st <b>380817</b></p>
<p><b>TePe protesborste - TePe</b></p> <p>Protesborste med extra långa, kraftiga strån för god åtkomlighet och effektiv rengöring av tandprotesen. Designen ger protesborsten ett diskret utseende som påminner om en konventionell tandborste.</p>		<p>1 x 15 st <b>380819</b></p>
<p><b>TePe Special Care - TePe</b></p> <p>Ytterst skonsam med hela 12.000 supermjuka strån. Rekommenderas efter oralkirurgi och vid mycket känslig, ömtålig slemhinna.</p> <p>Special Care liten har ett mindre borsthuvud. Ett lämpligt alternativ vid svullnad eller vid svårighet att gapa.</p>		<p>Special Care , röd</p> <p>Special Care liten, blå</p> <p>25 st/fp <b>380815</b></p> <p>25 st/fp <b>380816</b></p>
<h2>Tandborstfodral</h2>		
<p><b>TePe Tandborstfodral - TePe</b></p> <p>Resefodral som passar till Select- och Classic borstarna samt till Specialborstarna. Praktisk förvaring med lufthål som gör att tandborsten torkar snabbt. Blandade pastellfärger.</p>		<p>Blandade pastellfärger</p> <p>40 st/fp <b>380830</b></p>
<p><b>TePe Tandborsthuv - TePe</b></p> <p>En smidig huv som finns i flera fräscha färger och passar alla TePe´s tandborstmodeller. Tar liten plats och är enkel att ta med på resan. Designad med lufthål för att tandborsten ska torka snabbt.</p>		<p>Blandade färger</p> <p>70 st/fp <b>380832</b></p>

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Tungskrapa

### TePe Tungskrapa - TePe

Tungskrapa med tre mjukt profilerade blad för att åstadkomma en "trippeffekt", som gör att ett enda drag räcker för effektiv rengöring. Följer tungans naturliga form och gör det lättare att nå tungans bakre del.

Motverkar dålig andedräft genom att avlägsna illaluktande bakteriebeläggningar. Blandade pastellfärger.



Blandade färger

12 st/fp **380833**

## Bitstöd

### Proxident bitstöd - Proxident

Används vid munvård på personer som har svårt att gapa. Avlastar trötta käkar, fungerar som fingerskydd och underlättar för vårdgivaren.

Rengöres i vatten, ska inte diskas i maskin eller autoklaveras.



bitstöd liten

1 x 1 st **380193**

bitstöd stor

1 x 1 st **380194**

## Eltandborstar & refillborstar

### Sonicare Airfloss Trial - Philips

Sonicare Airfloss Trial laddningsbar med ett munstycke. Två inställningar. Teknik med lufttryck och microvattendroppar. Munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen.



Patientförpackning

1 x 1 st **MD128445**

Klinikförpackning

1 x 1 st **MD128430**

### Sonicare AirFloss Nozzles - Philips

Munstyckesystem, 2 stycken, enkelt att knäppa på och av. Bör bytas 1 ggr/halvår för bästa resultat.



Sonicare AirFloss Nozzles

1 x 2 st **MD128431**



Upp till 7ggr bättre  
plackborttagning.\*

## Philips Sonicare DiamondClean – optimal rengöring med optimala resultat.

Hjälp dina patienter att få uppleva skillnaden med Sonicare-teknologin, det kommer att bli kärlek vid första borsttaget.

- Vår bästa eltandborste tar bort upp till 7ggr mer plack, jämfört med en manuell borste <sup>1</sup>
- Kraftfull men ändå skonsam dynamisk rengöring som bidrar till ett friskare tandkött på bara 2 veckor <sup>1</sup>
- Vitare tänder på bara 1 vecka <sup>2</sup>

Upplev Philips Sonicare på egen hand. Ring Philips key account manager Peter Moberg på 072-7033287






**PHILIPS**  
sonicare

\*jämfört med manuell tandborste.

1) Comparison of gingivitis reduction and plaque removal by Sonicare DiamondClean and a manual toothbrush. Milleman K, Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Souza S, Jenkins W, Strate J. Data on file, 2011

2) Evaluation of Stain Removal by Sonicare Power and Manual Toothbrush. H. FELIX, W. JENKINS, S. SOUZA, M. DELAURENTI, J Dent Res 92(Spec Iss A):177745, 2013

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Sonicare DiamondClean Black&amp;White - Philips</b></p> <p>En vit och en svart tandborste! DiamondClean Black &amp; White baseras på den soniska teknologin. Borsthuvudet rör sig med 32000 rörelser/ minut. Uppladdning, ca 10 tim. Batteriet räcker ca 3 veckor utan att tappa hastighet. 5 rengöringslägen: Clean, White, Polish GumCare och Sensitive. Förinställda lägen. 30 sek indikator.</p> <p>Innehåll: DiamondClean Black tandborste, 2 borsthuvuden, glasladdare samt resefodral med USB laddare. DiamondClean, white tandborste, 2 borsthuvuden och induktionsladdare.</p>		<p>Black&amp;White</p> <p>1 x 2 st <b>MD128435</b></p>
<p><b>Sonicare DiamondClean Dispensing eltandborste - Philips</b></p> <p>DiamondClean Dispensing baseras på den soniska teknologin. Borsthuvudet rör sig med 32000 rörelser/minut. Uppladdning, ca 10 tim. Batteriet räcker ca 3 veckor utan att tappa hastighet. 5 rengöringslägen: Clean, White, Polish GumCare och Sensitive. Förinställda lägen. 30 sek indikator. Innehåll: 1st borsthandtag, 1st standardborsthuvud DC, 1st compact borsthuvud DC, laddningsenhet med glas samt 1st resefodral för laddning via väggkontakt alt USB-kontakt.</p>		<p>Sonicare DiamondClean Dispensing eltandborste</p> <p>1 x 1 st <b>MD128172</b></p>
<p><b>Sonicare DiamondClean Trial eltandborste - Philips</b></p> <p>DiamondClean baseras på den soniska teknologin. Borsthuvudet rör sig med 32000 rörelser/ minut. Uppladdning, ca 10 tim. Batteriet räcker ca 3 veckor utan att tappa hastighet. 5 rengöringslägen: Clean, White, Polish, GumCare och Sensitive. Förinställda lägen. 30 sek indikator. Innehåll: 1st borsthandtag, 1st standardborsthuvud, 1st compact borsthuvud, laddningsenhet</p>		<p>Sonicare DiamondClean Trial eltandborste Philips</p> <p>1 x 1 st <b>MD128170</b></p>
<p><b>Sonicare Flexcare Platinum eltandborste - Philips</b></p> <p>Flexcare Platinum baseras på den soniska teknologin. Borsthuvudet rör sig med 32000 rörelser/minut. Uppladdning, ca 10 tim. Batteriet räcker ca 3 veckor utan att tappa hastighet. 3 rengöringslägen: Clean, White och GumCare. Flexibla hastighet/programval, trycksensor, 30 sek indikator. Innehåll: 1st borsthandtag, 1st standardborsthuvud FC, 1st compact borsthuvud FC, laddningsenhet, 1st resefodral samt 1st UV-Sanitizer för rengöring av borsthuvuden.</p>		<p>Sonicare Flexcare Platinum eltandborste Philips</p> <p>1 x 1 st <b>MD128171</b></p>
<p><b>Flexcare Platinum Standard borsthuvud - Philips</b></p> <p>Borsthuvuden med särskilda borststrån av nylon.</p>		<p>Standard</p> <p>1 x 4 st <b>MD128190</b></p>

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Flexcare Platinum Compact borsthuvud</b> - Philips</p> <p>Borsthuvuden med särskilda borststrån av nylon.</p>	<p>Compact borsthuvud</p>	<p>1 x 4 st <b>MD128191</b></p>
<p><b>DiamondClean Standard borsthuvud -</b> Philips</p> <p>Borsthuvuden har vinklade diamantformade borststrån av nylon.</p>	<p>DiamondClean Standard</p>	<p>1 x 4 st <b>MD128188</b></p>
<p><b>DiamondClean Compact borsthuvud -</b> Philips</p> <p>Borsthuvuden har vinklade diamantformade borststrån av nylon.</p>	<p>DiamondClean Compact borsthuvud Philips</p>	<p>1 x 4 st <b>MD128189</b></p>
<p><b>BlackDiamond Standard borsthuvud -</b> Philips</p> <p>Vinklade diamantformade borststrån av nylon. Tar effektivt bort plack och ytliga missfärgningar.</p>	<p>Standard borsthuvud</p>	<p>1 x 4 st <b>MD128545</b></p>
<p><b>Eltandborste Triumph Black 7000 - Oral-B</b></p> <p>Oral-B eltandborste med 3D rengöring (pulserar, oscillerar och roterar) 6 anpassade lägen: Daily clean, Sensitive, Whitening, Massage, Deep clean och Tongue clean. 30 sek indikator. Trycksensor. Uppladdat batteri räcker ca 10 dagar. Innehåll: 1st eltandborste, laddningsstation med förvaring, Trådlös Smart-Guide, Premium resetillbehör. 5 borsthuvuden: 3xflossaction, 1x3DWhite, 1xSensitive</p>	<p>PC7000 Black</p>	<p>1 x 1 fp <b>MD128469</b></p>



# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Eltandborste Triumph 5000 Smartguide incl.TriZone - Oral-B

Separat trådlös SmartGude hjälper till att främja optimalt borstningsresultat. Synlig trycksensor skyddar tandköttet. Omsluter varje tand för en 3-D rengöring. 8 800 oscillerande rörelser + 40 000 pulserande rörelser/minut.

- Professionell 4x30 sek-timer
- 5 rengöringslägen.
- Premiumladdare med praktisk förvaring för 4 borsthuvuden. Innehåller: 6 borsthuvuden (FlossAction, Sensitive, Interspace, Ortho, TriZone).
- 1 DVD med borstningsinstruktion + presentation av refillsortiment



Eltandborste Triumph 5000 Smartguide incl.TriZone

1 x 1 fp

**380114**

### Eltandborste PC1000 incl.TriZone - Oral-B

Trycksensor för att skydda tandköttet. 8 800 oscillerande rörelser - 40 000 pulserande rörelser/minut. Professionell 4x30 sek-timer för exakt och noggrann rengöring.

- 1 rengöringsläge: Daglig rengöring. 4 borsthuvuden (Precision Clean, Sensitive, Interspace, TriZone).
- En DVD med borstningsinstruktioner, presentation av refillsortimentet



Eltandborste PC1000 incl.TriZone refill

1 x 1 fp

**380116**

### Eltandborste PC3000 incl.TriZone - Oral-B

Rengör med 3 anpassade program: polering, mjuk eller daglig rengöring. Visuellt trycksensor slutar pulsera och tänds för att visa att du borstar för hårt. Ger 40 000 pulseringar och 8 800 svep per minut. Kompatibel med alla Oral-B refillborsthuvuden.



Eltandborste PC3000 incl.TriZone refill

1 x 1 fp

**380113**



NYA CROSS ACTION®



powered by **BRAUN**



Stöder Oral-B  
powered by Braun

VÅR MEST AVANCERADE BORSTE HITTILLS  
**PERFEKT VINKLAD**  
FÖR EN  
**ÖVERLÄGSEN**  
**RENGÖRING\***

16°  
vinkel

**ORAL-B® PRO 6000 MED CROSS ACTION®**  
DEN SENASTE UTVECKLINGEN  
INOM BORSTNINGSTEKNOLOGI

Perfekt vinklade borststrån i olika längder ger 22% bättre  
plackborttagning och minskar blödande tandkött med 35%†.

\* jämfört med en vanlig manuell tandborste och Sonicare® DiamondClean®.

† jämfört med Sonicare DiamondClean efter sex veckors användning.

Sonicare DiamondClean är ett varumärke som tillhör Philips Oral Healthcare, Inc.



**ORAL-Bs® ELEKTRISKA TANDBORSTAR**  
GENTLE. EFFECTIVE. THOROUGH.

Fortsatt god tandvård efter besöket hos dig



# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Kids D10 - Oral-B

Eltandborste för barn. Blå.

Eltandborste för barn. Färg Blå/gul. Musiktimer spelar en liten melodi efter varje minut. 5.600 oscillerande rörelser/min. Kompakt laddenhet med borsthållare. 1 st Kids refill EB 10.



1 x 1 st **120257**

## 3D White refillborste - Oral-B

Refill borsthuvud för eltandborste. Polerkopp utformad för att hålla kvar tandkrämen och samtidigt skonsamt avlägsna missfärgningar medan borststrån tar bort plack.



Refillborste EB18-2

12 x 2 st **380122**

## Floss Action refillborste - Oral-B

Floss Action refill. Mikropulsstrån penetrerar djupt mellan tänderna och avlägsnar plack. Kliniskt mer effektiv rengöring jämfört med Precision Clean.



Refillborste EB25-2

12 x 2 st **380121**

## Precision Clean - Oral-B

Refill borsthuvud för eltandborste. Precision Clean med 29% fler borststrån jämfört med ursprungliga Precision Clean huvudet. En bättre mer skonsam omslutning av tanden.



EB20-4 refill

12 x 4 st **380119**

EB20-2 refill

12 x 2 st **380120**

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Sensitive Clean refillborste - Oral-B</b></p> <p>Refill borsthuvud för el tandborste. Extra mjuka strån rengör skonsamt känsliga och inflammerade områden, vid parodontit, känsliga tandhalsar och nya implantat.</p>	 <p>EBS17-2 refill</p>	12 x 2 st <b>380123</b>
<p><b>Oral-B TriZone - Oral-B</b></p> <p>Borsthuvudets form liknar en konventionell tandborste. Passar TriZone tandborsten samt alla övriga Oral-B's oscillerande/roterande el tandborstar. 2-pack.</p>	 <p>(EB30-2) refill</p>	2 x 12 st <b>380127</b>
<p><b>EB 10-2K Stages Power - Oral-B</b></p> <p>Refill borste. Passar till alla Oral-B el tandborstar. Finare strån som endast är 6,7 mm långa. Extra soft. Ålder: 4+.</p> <p>Disneyfigurer anpassade för olika åldrar.</p>	 <p>EB 10-2K</p>	12 x 2-st <b>120223</b>
<p><b>IP 17-2 Interspace - Oral-B</b></p> <p>Interspace refill-borsthuvud. Speciellt utformat för att rengöra runt tandställning, kronor och övrig tandreglering. Rengör mellan tänder och på svåråtkomliga ställen.</p>	 <p>IP 17-2 refill</p>	12 x 2 st <b>380124</b>

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Ortho Kit - Oral-B

Refill borsthuvud för eltandborste förpackning med: 1 Ortho borsthuvud - speciellt borstmönster rengör samt avlägsnar plack. 1 Interspace - rengör djupt mellan tänderna samt runt tandreglering.



Kit: 1st Interspace+1st Ortho

12 x 3 st **380126**

## Interdentalborstar

### Orbis mellanrumsborste

Mellanrumsborste. Plastöverdragen metalltråd. Greppvänligt färgkodat skaft.



0,4 rosa  
0,45 orange  
0,5 röd  
0,6 blå  
0,7 gul  
0,8 grön

10 x 8 st **381040**  
10 x 8 st **381041**  
10 x 8 st **381042**  
10 x 8 st **381043**  
10 x 8 st **381044**  
10 x 8 st **381045**

### Orbis Interdentalborste

Interdentalborste med tät yvig nylonborst. Skaft av plastbelagd rostfri tråd.

Skaft Ø/ Borste Ø:  
XX-Fine 0,54/ 2,7 mm.  
X-Fine 0,54/ 3 mm.  
Fine 0,68/ 5 mm.  
Medium 0,88/ 8 mm.



XX-Fine Grön  
X-Fine Blå  
Fine Lila  
Medium Röd

10 x 10 st **380170**  
10 x 10 st **380171**  
10 x 10 st **380172**  
10 x 10 st **380173**

### TePe greppförstorare - TePe

Greppförstoraren underlättar tandborstningen för de med nedsatt handmotorik, t.ex reumatiker. Ger ett stabilt grepp. Passar de flesta av TePes tandborstar, även specialborstar. Kan rengöras i diskmaskin. Vikt 30 gram.



TePe greppförstorare

1 x 4 st **380889**

### TePe Angle mellanrumsborste - TePe

Mixed pack - 6 borstar (1 av varje 0,4-0,45-0,5-0,6-0,7-0,8 mm). Vinklad för bättre åtkomst även posteriort. Smidig att använda lingualt och palatinalt. Ergonomiskt långt platt skaft. Plastskyddad borst kärna. 6 färgkodade ISO standardiserade storlekar.



0,4-0,8 mm, 1st per färg  
0,4 mm Rosa  
0,45 mm Orange  
0,5 mm Röd  
0,6 mm Blå  
0,7 mm Gul  
0,8 mm Grön

10 x 6 st **380891**  
10 x 6 st **380892**  
10 x 6 st **380893**  
10 x 6 st **380894**  
10 x 6 st **380895**  
10 x 6 st **380896**  
10 x 6 st **380897**



We care for healthy smiles



# Kunden har alltid rätt till Sveriges mest köpta interdentalborste

- 74 % av tandvården rekommenderar den\*
- 82 % av användarna köper den\*\*
- 100 % av apoteken säljer den\*\*

TePe Interdentalborste – det självklara valet.  
Finns nu även på ICA.

Tillverkas i Sverige

\* Kikkenborgundersökning, tandvården 2007

\*\* Nielsen statistik (apotek totalt, mellanrumsborstar 2013-10-06)



stöder  
användning  
av TePes  
produkter

AD140054SE

[www.tepe.com](http://www.tepe.com)

# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### TePe Angle Kliniklåda - TePe

Lådan innehåller 10 borstar av alla 6 storlekarna och kan sedan enkelt fyllas på. Observera att det ligger 2 storlekar i 2 av facken.



Låda med Angle mellanrumsborstar

6 x 10 st **380837**

### TePe Angle Klinikfp - TePe

TePe Angle är en mellanrumsborste med litet längre skaft och ett vinklat borsthuvud, det gör det lättare att komma åt mellan tänderna i molarområdet och lingualt eller palatinalt. Skaftet är långt och platt vilket ger ett ergonomiskt och stadigt grepp.



0,4 mm Rosa stl 0  
0,45 mm Orange stl 1  
0,5 mm Röd stl 2  
0,6 mm Blå stl 3  
0,7 mm Gul stl 4  
0,8 mm Grön stl 5

1 x 25 st **380780**  
1 x 25 st **380781**  
1 x 25 st **380782**  
1 x 25 st **380783**  
1 x 25 st **380784**  
1 x 25 st **380785**

### TePe mellanrumsborste X-mjuk - TePe

Mellanrumsborste med extra mjuka strån för skonsam rengöring. Perfekt vid känsliga tandhalsar eller ömtåligt tandkött. Plastöverdragen metalltråd och med ergonomiskt skaft. Ljusa färger på skaftet.

Plasthylsan kan användas som skydd för borsten och som skaftförlängare.



Ljusorange 0,45 mm  
Ljusröd 0,5 mm  
Ljusblå 0,6 mm  
Ljuszul 0,7 mm  
Ljusgrön 0,8 mm  
Ljuslila 1,1 mm

8x10 st **380859**  
8x10 st **380860**  
8x10 st **380861**  
8x10 st **380862**  
8x10 st **380863**  
8x10 st **380864**

### TePe Interspace - TePe

Vinkelborste med spetsigt borstknippe för rengöring av svåråtkomliga tandytor. Passar bra vid tandställning och implantat. 1 skaft + 12 borstar.



Medium, vit markering  
Mjuk, gul markering  
X-mjuk, röd markering

1 x 12 st **380867**  
1 x 12 st **380868**  
1 x 12 st **380869**

### TePe mellanrumsborste Original - TePe

Mellanrumsborste med plastöverdragen metalltråd och greppvänligt skaft. Med plasthylsa som kan användas som skydd för borsten eller som skaftförlängare.

Stor, svart interdentalborste 1,5 mm. Används vid grav paradontit, tandförlust, implantatrensning och för rengöring av sista tandens distalyta. Plastad metalltråd för säker rengöring runt implantat.



Rosa 0,4 mm 10 x 8 st **380840**  
Orange 0,45 mm 10 x 8 st **380841**  
Röd 0,5 mm 10 x 8 st **380842**  
Blå 0,6 mm 10 x 8 st **380843**  
Gul 0,7 mm 10 x 8 st **380844**  
Grön 0,8 mm 10 x 8 st **380845**  
Lila 1,1 mm 10 x 8 st **380846**  
Grå 1,3 mm 10 x 8 st **380847**  
Svart 1,5 mm 10 x 8 st **380848**  
Rosa 0,4 mm 1 x 25 st **380850**  
Orange 0,45 mm 1 x 25 st **380851**  
Röd 0,5 mm 1 x 25 st **380852**  
Blå 0,6 mm 1 x 25 st **380853**  
Gul 0,7 mm 1 x 25 st **380854**  
Grön 0,8 mm 1 x 25 st **380855**  
Lila 1,1 mm 1 x 25 st **380856**  
Grå 1,3 mm 1 x 25 st **380857**  
Svart utan hållare 1,5 mm 1 x 25 st **380858**

# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### TePe Kliniklåda - TePe

Plastbox med 8 löstagbara behållare, vardera rymmer 15 st interdentalborstar. Information om borststorlek och typ på lockets insida. Levereras komplett med ett sortiment mellanrumsborstar.



Låda m mellanrumsborstar

8 x 15 st **380838**

### TePe Micro ställ - TePe

Litet, praktiskt ställ för mellanrumsborstar. För hygienisk förvaring i t.ex badrum. Finns i tre fräscha färger grön, blå, cerise och vit. Blandade färger.



Blandade färger

12 st/fp **380890**

### Interdentalborste "P" - Brage Nilsson

Plastöverdragen specialborste för rengöring i approximalrum, runt och under bryggor, samt för användning efter parodontal behandling. Utlöser ej nickelallergi.



P my, svart, Diam 0,32  
P micro, vit, Diam 0,37  
P mini, blå, Diam 0,42  
P macro, lila, Diam 0,62

1 x 10 st **380180**  
1 x 10 st **380181**  
1 x 10 st **380182**  
1 x 5 st **380183**

## Medel mot sår och blåsor

### Gum Gengigel skölj - Sunstar

En produkt med hyaluronsyra 0.2% mot munblåsor, afte och liknande inflammationer i munslimhinnan. Omedelbar smärtlindring, påskyndar läkningen och reducerar inflammationer. Skölj är lämpligt för patienter med många lesioner och vid större diffusa problem på munslimhinnan, t ex beroende på läkemedel och/eller annan sjukdomsbehandling.



Munskölj

1 x 100 ml **380447**

### Gum Gengigel gel - Sunstar

En produkt med hyaluronsyra 0.2% mot munblåsor, afte och liknande inflammationer i munslimhinnan. Omedelbar smärtlindring, påskyndar läkningen och reducerar inflammationer. Gel för enstaka lesioner för lokal applicering med tippen på tuben.



Gel

1 x 12 ml **380448**

# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Oralmedic - Dentosal

Behandlar smärtan från afte och blåsor i munnen. En enda behandling tar bort smärtan och påskyndar den naturliga läkningen. Hygienisk engångsapplikation. 2 tops x 0,2 ml i varje ask. Kan användas på flera sår/blåsor vid samma behandlingstillfälle.



Ask

6 x 2 st **380290**

### Rengöringsmedel

#### Probett - Bioglan Pharma

För rengöring av bettskenor, tandställningar och proteser. Den verksamma substansen är citronsyra och en katalysator. Katalysatorn ökar citronsyrans effekt. Innehåller också vatten samt pepparmints olja. Inga allergiframkallande ämnen. Medlet sprayas direkt på objektet och avlägsnar effektivt alla beläggningar. Objektet blir ordentligt rent och fräscht. Plastflaska med spray funktion.



Flaska 100 ml

Styck **670115**

### Tandkräm

#### Flux tandkräm Cool Mint - Actavis

Motverkar karies och erosioner. Kan kombineras med klorhexidin. Skonsam mot torra slemhinnor. Coolmint smak, fluor 1450 ppm.



Tub



15 x 75 ml **380975**



# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>Flux Junior Fruit mint tandkräm - Actavis</b>                      Tandkräm för barn 0 - 6 år. Fluor (1000 ppm fluor) och xylitol.                      Smak: Frukt/mint</p>	<p>Flux Junior Fruit mint tandkräm</p>	<p>15 x 50 ml <b>380976</b></p>	
	<p>Minitub Tub</p>	<p>100 x 15 ml <b>380381</b> 15 x 100 ml <b>380380</b></p>	
<p><b>Folktandkräm - Athena Nordic</b>                      En kariesförebyggande fluortandkräm med pepparmint smak. Helt fri från tillsatser som konserveringsmedel och SLS. Går att kombinera med klorhexidinanvändning. Innehåller 1450 ppm NaF, pH-värde ca 8, RDA 50-60.                       Smak: pepparmint med fluor</p>		<p>Folktandkräm för barn</p>	<p>15 x 75 ml <b>380386</b></p>
<p><b>Folktandkräm - Athena Nordic</b>                      Folktandkräm barn är en skonsam tandkräm för barn upp till 6 år med 1 000 ppm fluor och mild pepparmintsmak, utan skummedel och konserveringsmedel.</p>		<p>Folktandkräm för barn minituber</p>	<p>100 x 15 ml <b>380387</b></p>
<p><b>Folktandkräm - Athena Nordic</b>                      Folktandkräm barn är en skonsam tandkräm för barn upp till 6 år med 1 000 ppm fluor och mild pepparmintsmak, utan skummedel och konserveringsmedel.</p>		<p>Kapten Folkes skattkarta (klistretiketter/tatueringar)</p>	<p>1 x 100 st <b>380396</b></p>
<p><b>Folktandkräm - Athena Nordic</b>                      Motivations- och utbildningsmaterial för barn. Ett verktyg för föräldrarna att inspirera sina barn att borsta tänderna. Till varje skattkarta medföljer 3 tatueringar och 48 små klistermärken på ett ark.</p>			

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>SB12 tandkräm - Meda</b></p> <p>SB12 tandkräm, motverkar dålig andedräkt. Rekommenderad användning 2 ggr dagligen. Frisk mintsmaak. 1450 ppm natriumfluorid. Mintsmaak.</p> 	Tub	6 x 100 ml <b>381016</b>
<p><b>Sensitive Pro Relief - Colgate Palmolive</b></p> <p>Tandkräm med fluor, motverkar ilningar. Ger ett omedelbart och långvarigt skydd. Rekommenderas vid daglig tandvård. Fluor 1450 ppm. Mintsmaak.</p> 	Tub	12 x 75 ml <b>380940</b>
<p><b>Sinaftin tandkräm - Dental Therapeutics</b></p> <p>Fluortandkräm speciellt för känsliga munslimhinnor och mot afte. Utmärkt även för känsliga tandhalsar. Innehåller bl a lakritsrot och apelsinterpen som löser upp de lipider som finns i plack.</p> 	Tub Minitub	1 x 75 ml <b>380270</b> 1 x 30 ml <b>380272</b>
<p><b>Zendium Classic - CCS Health Care</b></p> <p>Mild, skonsam fluortandkräm mot karies, afte och plack. Tandkräm med fluor och enzymer. Milt, skonsamt slipmedel (RDA 75). Frisk mintsmaak.</p> 	Tub Minitub	12 x 100 ml <b>380201</b> 50 x 15 ml <b>380217</b>

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Zendium Coolmint Zink - CCS Health Care</b>            Tandkräm med frisk, fräsch smak och innehåller zink som hämmar uppkomst av dålig andedräkt. Egenskaper mot karies, afte, känsliga slemhinnor och plack. (RDA 80).</p>	<p>Tub</p>	<p>12 x 100 ml <b>380205</b></p>
<p><b>Zendium Sensitive - CCS Health Care</b>            Specialtandkräm för känsliga tandhalsar och slemhinnor. Extra högt fluorinnehåll ger ett högt kariesskydd. Låg slipeffekt skonsamt mot rottytor, bra egenskaper mot isande tandhalsar. Innehåller kaliumnitrat. Extra mildt och skonsamt slipmedel (RDA 50).</p>	<p>Tub</p>	<p>12 x 100 ml <b>380203</b></p>
<p><b>Zendium Junior - CCS Health Care</b>            Barn- och ungdomstandkräm med egenskaper mot karies och afte. Innehåller natriumfluorid och enzymer (RDA 80). Smakar mint-lakrits, ej söt smak.</p>	<p>Tub</p>	<p>12 x 50 ml <b>380212</b></p>
<p><b>Zendium Postman Pat - CCS Health Care</b>            Barntandkräm, innehåller enzymer och fluor. Slipmedel RDA 60. Innehåller inte skummande medel och kan därför användas tillsammans med klorhexidin. Påverkar inte salivens skyddande muciner.</p>	<p>Minitub Tub</p>	<p>50 x 15 ml <b>380219</b> 12 x 50 ml <b>380211</b></p>

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Oral-B ProExpert tandkräm -</b>  <i>Procter&amp;Gamble</i>                      "Allt i ett" tandkräm med tennfluorid och polyfosfat.                      Motverkar plack, tandsten och missfärgning. Minimerar och motverkar karies och känsliga tandhalsar. Motverkar dålig andedräkt. Fluorinnehåll 1450 ppm.</p>		Tub 12 x 75 ml <b>380103</b>
<p><b>Oral-B Tandkräm ProExpert Sensitivity -</b>  <i>Procter&amp;Gamble</i>                      Stabiliserad tennfluorid teknologi och polyfosfat för allsidig skydd. 1450ppm F (1100 ppm tennfluorid och 350 ppm natriumfluorid). Lindrar snabbt och förebygger ilningar.</p>		Tub 12 x 75 ml <b>MD126216</b>
<p><b>Oral-B Tandkräm ProExpert Gum Protection -</b>  <i>Procter&amp;Gamble</i>                      Stabiliserad tennfluorid teknologi och polyfosfat för allsidigt skydd. 1450 ppm F (1100 ppm tennfluorid och 350 ppm natriumfluorid). Minskar placktillväxt. Positiv effekt på tandköttet.</p>		Tub 12 x 75 ml <b>MD126215</b>
<p><b>Sensodyne Repair &amp; Protect</b>  <i>- GlaxoSmithKline</i>                      Tandkräm. Motverkar ilningar, reparerar, stärker och skyddar dentinet. Fluortandkräm med Novamin (kalcium- och fosfatjoner). Rekommenderas 2 ggr dagligen. Mintsmaak.</p>		Tub 12 x 75 ml <b>380034</b>

# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Sensodyne Rapid - GlaxoSmithKline

Tandkräm mot ilningar. Ger omedelbar lindring (60 sek), blockerar dentinkanalerna. För långvarig lindring rekommenderas 2 ggr daglig borstning. Fluor 1040 ppm. Mintsmaak, innehåller inte skummedel.



Tub

12 x 75 ml

380026

### Sensodyne Pro-Emalj - Glaxo Smith Kline

Tandkräm som förstärker emaljen och ger tandytan ett bättre motstånd mot exponering av syra. Remineraliserar och förstärker uppmjukad emalj och skyddar mot erosioner bl a genom sin höga fluorupptagning. Låg slipeffekt (RDA 30-40), innehåller Kaliumnitrat och har neutralt pH-värde (6,8-7,5). Natriumfluorid 0.316 % ger 0.145 % fluor.



Tub

12 x 75 ml

380032

### Sensodyne Fresh Sensitive

- Glaxo Smith Kline

Tandkräm med frisk smak i en kombination av pepparmint, spearmint, mentol och kryddor. Innehåller kaliumnitrat som motverkar ilningar i tänderna. Innehåller 1400 ppm natriumfluorid. RDA 78. Konsistensen är en kombination av gel och kräm.



12 x 75 ml

380028

### Sensodyne Gentle Whitening

- GlaxoSmithKline

Fluortandkräm med 1400 ppm natriumfluorid. Effektiv mot ilningar i tänderna (Kaliumnitrat). Motverkar plack och tandsten, löser upp missfärgningar. (RDA 54).



Tub

12 x 75 ml

380027

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Sensodyne Fluor - GlaxoSmithKline</b></p> <p>Fluortandkräm med 1450 ppm natriumfluorid. Effektiv mot ilningar i tänderna, skyddar mot karies. Frisk minstsmak. RDA 53.</p>	 <p>Tub</p>	12 x 75 ml <b>380024</b>
<p><b>Sensodyne Gel - GlaxoSmithKline</b></p> <p>Fluortandkräm i gelform med 1450 ppm natriumfluorid. Effektiv mot ilningar i tänderna, skyddar mot karies. Frisk spearmintsmak. RDA 63.</p>	 <p>Tub</p>	12 x 75 ml <b>380025</b>
<p><b>Bamses fluor tandkräm - GlaxoSmithKline</b></p> <p>Låglöddrande fluortandkräm för barn. Gelform med mild minstsmak, innehåller Xylitol. Natriumfluorid 0.24% ger 0.1% fluor.</p> <p>Blandade färger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gul = Bamse</li><li>• Blå = Skalman</li><li>• Rosa = Skutt</li></ul>	 <p>Tub</p>	12 x 50 ml <b>380022</b>
<p><b>Stages Winnie tandkräm - Oral-B</b></p> <p>Geltandkräm för barn upp till 6 år, med skydd mot karies. Mild fruktsmak, 500 ppm fluor.</p>	 <p>Tub</p>	12 x 75 ml <b>380111</b>

# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Stages Princess tandkräm - Oral-B

Geltandkräm som innehåller 1000 ppm fluor. För barn från 6 år och uppåt, med skydd mot karies. Mild fruktsmak.



Tub

12 x 75 ml

380112

### Salutem tandkräm för vuxna - Proxident

En mycket mild tandkräm helt utan smak, färgämnen och andra tillsatser. För personer med allergi eller torra och känsliga munslimhinnor. Innehåller fluor, xylitol och naturbetain. Skummar inte.



Tub

12 x 70 ml

MD127810

### Gum Original White - Sunstar

Fluortandkräm. löser missfärgningar, bidrar till att bevara tandens vithet efter polering och blekning.



Tub

12 x 75 ml

380488

### Gum Paroex - Sunstar

Gum Paroex - 0.06% CHX - 0.05% CPC. Tandkräm för daglig förebyggande vård. Mot tandköttsinflammation och plackbildning. Motverkar tidiga tecken på känsligt tandkött och inflammationer, och förhindrar att problemen återkommer.



Paroex tandkräm 0,06%

6 x 75 ml

380486

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Tandtråd

### Orbis Tandtråd

Tandtråd 180 m, vaxad, utan fluor.



1 x 180 m **381026**

### Tandtråd ProExpert Prof - Oral-B

Glider lätt mellan tänderna, även i trånga utrymmen. Delar sig inte. Neutral smak



1 x 200 m **MD126217**

### Orbis tandtrådsbygel m skyddhylsa

Flosser/tandtrådsbygel. Tunn tvinnad slitstark tråd. Greppvänligt skaft.



Påse

12 x 32 st **381029**

### Plackers - Plackers Scandinavia AB

Tandtrådsbygel med Tuffloss-tråd som varken fransar, sträcker sig eller släpper ur sin infästning.

Storpack: 6 kartonger x 12 fp.

Kartong: 1 kartong x 12 fp.



Storpack

Kartong

72 x 40 st **380260**

12 x 40 st **380261**



# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Plackers Twin - Plackers Scandinavia AB

Tandtrådsbygel med Tuffloss-tråd som varken fransar, sträcker sig eller släpper ur sin infästning.

Dubbla tandtrådar kapslar in och skrapar bort plack mellan tänderna. Kan återanvändas så länge tråden håller, sköljs av under rinnande varmt vatten. Mintsmaak. Tandpetare i skaftet.

Storpack: 6 kartonger x 12 fp.

Kartong: 1 kartong x 12 fp.



Storpack

Kartong

72 x 35 st **380266**

12 x 35 st **380267**

### Plackers Grip - Plackers Scandinavia AB

Tandtrådsbygel med Tuffloss-tråd som varken fransar, sträcker sig eller släpper ur sin infästning.

Bygel med längre och stadigare skaft för de bakre tänderna. Roterat tandtrådshuvud ger bättre åtkomlighet. Kan återanvändas så länge tråden håller, sköljs av under rinnande varmt vatten. Mintsmaak. Tandpetare i skaftet.

Storpack: 6 kartonger x 12 fp.

Kartong: 1 kartong x 12 fp.



Storpack

Kartong

72 x 35 st **380264**

12 x 35 st **380265**

### Plackers Kids - PLACKERS

Tandtrådsbyglar i 4 olika färger utformade som sagofigurer. För barn 7 - 12 år. Greppvänliga skaft för små händer och rundade former som skyddar mot skador. En icke helt spänd tråd förhindrar skador på tandkött.



Byglar

12 x 28 st **380268**

### TePe Mini Flosser tandtrådsbygel - TePe

Liten tandtrådsbygel, enkel och bekväm att använda.

Passar även trånga mellanrum, stark nog att användas flera gånger. Ovansidan är försedd med en bitplatta som hjälper att få tråden på plats.



Byglar

15 x 36 st **380879**

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>TePe tandtråd - TePe</b> Tandtråd vaxad, flat och bred. 30 meter, blisterförpackad.</p> 	Blistерförpackad	1 x 12 st <b>380885</b>
<p><b>Satin Floss - Oral-B</b> Normalbred, platt. Mintsmaak.</p> 	25 m i dispenser	1 x 12 st <b>380091</b>
<p><b>Satin Tape - Oral-B</b> Extrabred, platt tråd med mintsmaak.</p> 	25 m i dispenser	1 x 12 st <b>380093</b>
<p><b>Essential Floss - Oral-B</b> Extra smal, platt, vaxad tandtråd med mintsmaak.</p> 	50 m i dispenser	12 x 50 m <b>380083</b>
<p><b>Dentotape Whitening tandtråd - Johnson</b> En vit nylontråd med hög hållfasthet och minimal risk för att fransa sig. Innehåller silica och är mildt slipande och som gör tänderna vitare approximalt. Flat, vaxad tandtråd med mintsmaak i plastdispenser á 50 m. Specialsortiment.</p> 	Plastdispenser	1 x 50 m <b>380165</b>

# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Dentotape Original Refill

- Johnson & Johnson

Refill med fluor. Passar till Johnson & Johnson tandtrådsdispenser.



Refill 100 m

6 x 100 m

380158

### Tandtråd - special

#### GUM Access Floss - Sunstar

Tandtråd med inbyggd trådförare som gör det enkelt att göra rent under och runt implantat, tandställningar, kronor, broar och i större interdentala mellanrum. Speciellt lämplig för ortodontipatienter. Specialdesignad förpackning.



Specialförp.

12 x 50 st

MD128788

#### Gum Implant + Floss implantatråd -

Sunstar

Interdental tandtråd med extra tjock och mjuk rengöringsdel för effektiv och skonsam rengöring runt implantat, brokonstruktioner och extra breda interdentala mellanrum. Extra styva ändar möjliggör enkel genomföring utan trådförare.



1 x 50 st

380492

#### SuperFloss - Oral-B

Tandtråd för rengöring av tandställningar och broar. Utan mint, 50 trådar/ask.








Ask

12 x 50 st

380086

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>TePe Bridge &amp; Implant Floss - TePe</b></p> <p>En tjock, flexibel tandtråd för rengöring av implantat, broar och tandställning. Stela ändrar gör det enkelt att föra in tråden.</p> 	<p>Påse</p>	<p>10 x 30 st <b>MD128543</b></p>
<p><b>Tandstickor - plast</b></p> <p><b>Orbis tandstickor</b></p> <p>Extra tunna tandstickor i plast. Enkeländade.</p> 	<p>Extra tunna eä.</p>	<p>1 x 120 st <b>MD126027</b></p>
<p><b>Proxident tandstickor - Proxident</b></p> <p>Plast, enkeländade, extra mjuka med ruggad yta.</p> 	<p>Dispenser</p>	<p>10 x 100 st <b>380198</b></p>
<p><b>Proxident tandstickor med fluor - Proxident</b></p> <p>Plast, enkeländade, extra mjuka med ruggad yta. Avger fluor.</p> 	<p>Dispenser</p>	<p>10 x 100 st <b>380199</b></p>
<p><b>GUM Soft-Picks - Sunstar</b></p> <p>Interdentalsticka med mjuk gummitipp som gör rent mellan tänderna samtidigt som den masserar tandköttet och ökar blodcirkulationen. Regular med fluor.</p> 	<p>Blistreförpackade + etui Refillfp: kuvert m 2 st i varje Refill</p>	<p>6 x 40 st <b>380497</b> 100 x 2 st <b>380493</b> 6 x 80 st <b>380499</b></p>

# PROFYLAX

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Gum Soft Picks large/Xtralarge - Sunstar

En något större och tjockare fluoravgivande mellanrums rengörare i gummi för engångsbruk. Ett bra alternativ till tandtråd. Har ingen metallkärna och är därför idealisk för patienter med tandställning eller implantat.

Mjuk och flexibel, stimulerar och masserar tandköttet.  
Enkel att använda.



Large Etui + 40 st/fp  
Large refill i kuvert m 2 st  
Xtra large Etui + 40 st/fp

6 x 40 st **380498**  
100 x 2 st **380494**  
6 x 40 st **MD125954**

### Tandstickor plast, extra smal - TePe

Extra smal, tunn och smidig plaststicka som passar för mycket trånga approximalrum. Greppvänligt skaft. Mjuk och böjlig vilket underlättar rengöringen mellan de bakre tänderna. Svagt ruggad yta.

Ask med 75 stickor samt ett plastetui som även passar till TePes tandstickor i trä.



Ask samt ett plastetui

1 x 75 st **380878**

### Tandstickor - trä

#### Tandstickor - Jordan

Trä, dubbeländade med fluor och mintsmaak.



Dubbeländade

1 x 100 st **380250**

#### Tandstickor björk, extra smal - TePe

##### Munhygienprodukter AB

Extra smal tandsticka av björk, för mycket trånga approximalrum. Med fluor.



Grön, x-smal

1 x 160 st **380874**

#### Tandstickor björk, smal - TePe

Smal tandsticka av björk för trånga approximalrum. Med fluor.



Röd, smal

1 x 125 st **380873**

#### Tandstickor lind, medium - TePe







Fyllig, formbar tandsticka i det något mjukare träslaget lind, för breda approximalrum. Med fluor.



Blå, medium

1 x 125 st **380872**

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Tandsticker lind - TePe</b> Fyllig, formbar tandsticka av lind, för bredare approximalrum. Utan fluor.</p>	Blå, medium	1 x 125 st <b>380870</b>
		
<p><b>Tandsticker björk - TePe</b> Smal tandsticka av björk. Rekommenderas till personer med trånga tandmellanrum. Utan fluor.</p>	Röd, smal	1 x 125 st <b>380871</b>
		
<h2>PLACKTABLETTER</h2>		
<p><b>TePe PlaqSearch - TePe</b> TePe PlaqSearch synliggör såväl ny som äldre plack. Ny plack färgas röd och äldre plack blå. Enkel metod att visualisera plack. Särskiljer ny och gammal plack. Hjälper till att förbättra munhälsan.</p>	Tabletter Tabletter multipack Flaska	12 x 10 st <b>MD125448</b> 1 x 250 st <b>MD125449</b> 6 x 30 ml <b>MD125450</b>
		
<p><b>Red-Cote placktabletter - Sunstar</b> Placktablett med röd indikeringsfärg i körsbärs-smak. Indikerar tandytor med skadlig plack och visar områden där ytterligare rengöring är nödvändig.</p>	Tabletter	1 x 250 st <b>380309</b>
		
<p><b>Mira-2-Ton Tablets - Hager &amp; Werken</b> Placktablett, 5 ark x 10 tabletter. Gamla plack blir blå och nya plack blir rosafärgade.</p>	Tabletter	1 x 50 st <b>380306</b>
		
<p><b>Rondell Disclosing Pellets - Directa</b> Infärgningsrondell, röd eller blå, med svag pepparmintsmak.</p>	Röd Blå	1 x 100 st <b>380349</b> 1 x 100 st <b>380350</b>
		

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## PLACKTEST

### Plackinfärgning vätska - Ivoclar Vivadent

Fluorecerande vätska för plack test som visar sig vid polymeriserande ljus.



Flaska

1 x 10 ml

**380308**

### Plac-o-Tect - Directa

Plackinfärgning. Resultatet kontrolleras med hjälp av UV-ljuslampa. Enkelt att applicera, hög visibilitet. Osynligt när patienten lämnar kliniken.

Introkitet innehåller:

- 1 st UV lampa (OBS levereras utan batterier)
- 2x200 impregnerade pellets
- Typ av batterier: 3 st AAA 1,5 v



Introkit inkl. UV-lampa

2 x 200 st

**380353**

## PUTSPASTOR

### Orbis Profylax/Putspasta

Rengörande och polerande pasta med fluor (0.2%). Mild mintsmaak.



RDA 40 gul x-fin

1 x 70 ml

**471430**

RDA120 röd fin

1 x 70 ml

**471431**

RDA170 grön medium

1 x 62 ml

**471432**

RDA 250 blå grov

1 x 62 ml

**471433**

### Sensitive Pro-Relief putspasta

- Colgate Palmolive

Tandkräm som ger en omedelbar och varaktig lindring av ilningar i tänderna. Vid regelbunden borstning med Pro-Relief byggs en mer långvarig skyddande försegling upp. Kan även appliceras direkt på den ilande tanden med hjälp av fingertoppen.



Tub

1 x 50 ml

**471463**

### Nupro Sensodyne - Dentsply DeTrey

Profylax- och putspasta - Polish. Rengör, desensibiliserar och polerar på en och samma gång. Innehåller Novamin som lindrar ilningar både under och efter behandling. 1.23% Fluoridjoner. Spearmintsmak.

Finns i två olika grovlekar: Polish (mindre fläckar, yngre patienter) alternativt Stain removal (synliga fläckar).



Polish, burk

1 x 340 g

**471501**

Polish, singledose, inkl ring

175 x 1,20 g

**471502**

Stain removal, burk

1 x 340 g

**471503**

Dito, singledose, inkl ring

175 x 1,20 g

**471504**

# PROFYLAX






PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Cleanic putspasta - Kerr</b></p> <p>Vattenfri putspasta som rengör och polerar. Grov, medium och fin i en enda pasta. Pastan rengör först tandytan och polerar därefter i samma moment. RDA 27. Med 0,1% fluor och smak av pepparmint, green apple eller bubbelgum. Mycket dryg.</p>		<p>Pepparmint, tub 1 x 100 g <b>471446</b> Green apple, tub 1 x 100 g <b>471447</b></p>
<p><b>Cleanic putspasta Light - Kerr</b></p> <p>Cleanic profylaxpasta är helt utan smaktillsatser och utan artificiella ämnen. Den är neutral både till färg och smak. Fri från gluten.</p>		<p>Light med fluor, tub 1 x 100 g <b>MD125836</b></p>
<p><b>Have Cleanic - Kerr</b></p> <p>Vattenfri putspasta som rengör och polerar. Grov, medium och fin i en enda pasta. Stänkfri. Med fluor. Smak: pepparmint. Mycket dryg. Tillhörande fingerkoppar är autoklaverbara i 140° C.</p>		<p>Refill till intropack 1 x 200 g <b>471442</b> Burk 1 x 100 g <b>471443</b> Fingerkoppar 1 x 30 st <b>471444</b></p>
<p><b>Have Cleanic Single Dose - Kerr</b></p> <p>Putspasta med fluor i praktisk portionsförpackning. Kladdfri, minimalt spill. Beräknad för en behandling. Vattenfri, rengör och polerar. Grov, medium och fin i en enda pasta. Stänkfri. Med fluor och smak av pepparmint.</p>		<p>Förp. inkl. 3 fingerkoppar 200 x 2 g <b>471441</b></p>
<p><b>CCS pasta - Directa</b></p> <p>CCS profylaxpasta (color coded system) utan olja med slipande effekt på missfärgningar och beläggningar samt för puts och polering. Kliniskt dokumenterad vad gäller slipeffekt och tandens upptagning av fluor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blå grov: för kraftigt missfärgad emalj och tjocka beläggningar. 125 micron.</li> <li>• Grön medium: För riklig plack och missfärgad emalj. 70 micron.</li> <li>• Röd fin: För mindre mängd plack, rotytor och lättare missfärgningar. En universalpasta. 20 micron.</li> <li>• Gul extra fin: För slutputs av tänder, plastfasader samt fyllningar. Ger en slät yta. 2 micron.</li> </ul>		<p>RDA 250, blå, grov, Tub 1 x 60 ml <b>471451</b> RDA 170, grön, medium, Tub 1 x 60 ml <b>471450</b> RDA 120, röd, fin, Tub 1 x 60 ml <b>471452</b> RDA 40, gul, extra fin, Tub 1 x 60 ml <b>471453</b></p>



# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Clinpro Proply Paste - 3M ESPE</b>                      Puts- och profylaxpasta - mediumgrov. Pastan förändras under arbetets gång, från avverkande till polerande. Neutralt Ph-värde, innehåller 1,23% fluor och har en angenäm smak. Förpackningen innehåller 200 koppar samt en fingerkopp. 3 kornstorlekar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medium (blågrön) för normal polering och rengöring, RDA strax under 170,</li> <li>• Grov (röd) för kraftig polering och rengöring, RDA strax under 250.</li> </ul>		Mediumgrov, mint 200 x 2 g <b>471435</b> Grov, mint 200 x 2 g <b>471436</b>
<p><b>Putspasta Klint - Voco</b>                      Pasta utan fluor för avlägsnande av plack. Rengör tänderna före profylaktisk behandling och innan behandling av överkänslighet. Innehåller partiklar av kiselsyra, skonsam för emaljen. Pepparmint-smak.</p>		Tub 1 x 60 g <b>471454</b>
<h2>SALIVSTIMULERING</h2>		
<p><b>BioXtra gel - Sunstar</b>                      Gum bioXtra Dry Mouth Gel. Återfuktar en torr mun omedelbart och med långvarig lindring. Bildar en fuktgivande barriär på slemhinnan, stärker munnens naturliga salivförsvär.</p>		Gel 12 x 50 ml <b>380449</b>
<p><b>Proxident munfuktsgel - Athena Nordic</b>                      Mycket mild. Den lindrar torr och känslig mun. Munfuktsgelen är långtidsverkande. Den har en smart och hygienisk pumpflaska. Utan smak.</p>		Flaska 15 x 50 ml <b>380990</b>
<p><b>Xerogel - Actavis</b>                      Xerogel stimulerar salivproduktionen, återfuktar och smörjer slemhinnorna. Innehåller fluor (1000 ppm F). Används med fördel vid sängående Se även Xerodrops och Xerorinse.                      Xerodrops är en salivstimulerande sockerfri hård sugtablett med fluor - <i>se tuggummi &amp; tabletter</i>.                      Xerorinse munvatten stimulerar salivproduktionen, återfuktar och smörjer slemhinnorna - <i>se Fluor &amp; klorhexidinpreparat</i>.</p>		Plastflaska 12 x 50 ml <b>380985</b>

# PROFYLAX

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Zendium Saliva Gel - CCS Health Care</b>                      Fuktgel. Salivproducerande munhygienprodukt baserad på proteiner från råmjölk (Colostrum). Bildar en skyddande hinna och tillför fukt, stimulerar salivproduktionen. Innehåller natriumfluorid (10 ppm).</p>		Tub 12 x 75 ml <b>380220</b>
<p><b>SALIVTEST</b></p> <p><b>Saliva Check Buffer - GC</b>                      Test som visar den potentiella kariesrisken. Testar salivens status, pH värde samt buffringkapacitet.                      Förpackning för 20 tester: in vitro pH strips, salivkoppar, vaxtuggummi för salivstimulering, pipetter samt buffringsteststrips.</p>		Fp 1 x 20 st <b>380330</b>
<p><b>CRT paraffinbitar - Ivoclar Vivadent</b>                      Paraffinbitar.</p>		Karta blisterfp 1 x 10 st <b>380323</b>
<p><b>CRT Bacteria kariestest - Ivoclar Vivadent</b>                      Salivtest. Mäter antalet Lactobaciller och Streptococcus Mutans. Odlas två dagar i värmeskåp, 37°C.</p>		Förpackning 1 x 6 st <b>380321</b>
<p><b>CRT Buffer salivtest - Ivoclar Vivadent</b>                      Salivtest för att mäta buffertkapacitet. Svar efter 5 minuter.</p>		Förpackning 1 x 6 st <b>380322</b>

# PROFYLAX – SMYCKEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## TANDSMYCKEN

### Skyce tandsmycke refill - Ivoclar Vivadent

Krystaller i 5-pack, blå eller transparenta i två olika storlekar.



Transparent 1,8 mm  
Transparent 2,5 mm

1 x 5 st **380501**  
1 x 5 st **380503**

### Twinkles 24 k guld - Twindent AB

Vackert arbetade tandsmycken i 24 karats guld.



#### 24 karat guld:

Nr 101 Hjärta litet  
Nr 102 Hjärta stort  
Nr 103 Stjärna liten  
Nr 104 Stjärna stor  
Nr 105 Droppe liten  
Nr 106 Droppe stor  
Nr 107 Måne  
Nr 108 Kors  
Nr 112 Fyrklöver  
Nr 116 Delfin  
Nr 134 Hästsko  
Nr 135 Skorpion  
Nr 136 G-klav  
Nr 137 Smiley  
Nr 139 Dollartecken

Styck **380605**  
Styck **380606**  
Styck **380607**  
Styck **380608**  
Styck **380609**  
Styck **380610**  
Styck **380611**  
Styck **380612**  
Styck **380613**  
Styck **380614**  
Styck **380626**  
Styck **380627**  
Styck **380628**  
Styck **380629**  
Styck **380630**

### Twinkles guld med ädelsten

- Twindent AB

Vackert arbetade tandsmycken i 22 karat guld med ädelsten. Diamant, rubin, safir i 0,01 karat. Brilliant i 0,02 karat.



#### 22 karat guld m ädelsten:

Nr 121 Hjärta m. diamant  
Nr 122 Stjärna m.diamant  
Nr 124 Droppe m.diamant  
Nr 125 Måne m.diamant  
Nr 126 Rund m.diamant  
Nr 127 Hjärta m. rubin  
Nr 128 Stjärna m. rubin  
Nr 129 Stjärna m. safir  
Nr 131 Delfin m. diamant  
Nr 133 Rund m. brilliant

Styck **380615**  
Styck **380616**  
Styck **380617**  
Styck **380618**  
Styck **380619**  
Styck **380620**  
Styck **380621**  
Styck **380622**  
Styck **380624**  
Styck **380625**

### Twinkles 18 k vitguld - Twindent AB

Vackert arbetade tandsmycken i 18 karat vitguld.



#### 18 karat vitguld:

Nr 201 Hjärta litet  
Nr 202 Hjärta stort  
Nr 203 Stjärna liten  
Nr 204 Stjärna stor  
Nr 205 Droppe liten  
Nr 206 Droppe stor  
Nr 207 Nymåne  
Nr 210 Fotboll  
Nr 213 YinYang  
Nr 216 Delfin  
Nr 234 Hästsko  
Nr 235 Skorpion  
Nr 236 G-klav  
Nr 238 Alien

Styck **380640**  
Styck **380641**  
Styck **380642**  
Styck **380643**  
Styck **380644**  
Styck **380645**  
Styck **380646**  
Styck **380647**  
Styck **380648**  
Styck **380649**  
Styck **380658**  
Styck **380659**  
Styck **380660**  
Styck **380661**

# PROFYLAX – SMYCKEN

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Twinkles vitguld med ädelsten - *Twindent AB*

Vackert arbetade smycken i 18 karat vitguld med ädelsten. Diamant, rubin, safir i 0,01 karat. Brilliant i 0,02 karat.



### 18 k vitguld m ädelsten:

Nr 221 Hjärta m diamant  
Nr 222 Stjärna m diamant  
Nr 224 Droppe m diamant  
Nr 226 Rund m diamant  
Nr 229 Stjärna m safir  
Nr 230 Delfin m safir  
Nr 231 Delfin m diamant  
Nr 233 Rund m brilliant

Styck **380650**  
Styck **380651**  
Styck **380652**  
Styck **380653**  
Styck **380654**  
Styck **380655**  
Styck **380656**  
Styck **380657**

## Twinkles kristaller - *Twindent AB*

Tandsmycke av kristall i olika färger: Diamant, regnbåge eller ljus safir. Två storlekar 1,8 eller 2,3 mm.



### Kristaller:

Nr 180 Diamant, 1,8 mm.  
Nr 181 Regnbåge, 1,8 mm.  
Nr 182 Ljus Safir, 1,8 mm.  
Nr 197 Diamant, 2,3 mm.  
Nr 198 Regnbåge, 2,3 mm.  
Nr 199 Ljus Safir, 2,3 mm.

1 x 3 st **380670**  
1 x 3 st **380671**  
1 x 3 st **380672**  
1 x 3 st **380680**  
1 x 3 st **380681**  
1 x 3 st **380682**

## TUGGUMMI & TABLETTER

### Flux tuggummi - *Actavis*

Fluortuggummi med 0.13% fluor. Gett extra fluortillskott mellan tandborstningarna. Innehåller xylitol.



Smak: Fresh Fruit  
Smak: Cool Mint

18 x 45 st **380978**  
18 x 45 st **380979**

### Tuggummi Flux Junior - *Actavis*

Sockerfritt tuggummi för barn 6 år och uppåt. God jordgubbssmak. Innehåller xylitol, c-vitamin och kalcium. Smak: jordgubb.



Ask

20 x 18 st **380977**

### SB12 Boost tuggummi Antiplaque - *Meda*

Sockerfritt tuggummi, motverkar dålig andedräkt och är plackhämmande. Innehåller fluor. 10 bitar i varje blisterförpackning.



Blisterförpackade

12 x 10 st **381011**

### SB12 Boost - *Meda*

Sockerfritt fluortuggummi, motverkar dålig andedräkt. Används vid behov under dagen som ett komplement till SB12 munskölj. Rekommenderad dos är 5 bitar per dag. Bör ej användas av barn under 8 år.

Smak: strong mint. 10 st blisterförpackade.



Blisterförpackning

12 x 10 st **381009**

# PROFYLAX – TUGGUMMI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Bamses tuggummi - GlaxoSmithKline</b>            Sockerfritt tuggummi. Innehåller både Xylitol och karbamid. Xylitol är bakteriehämmande och karbamid höjer pH-värdet i munnen, vilket motverkar eventuella syraangrepp på tänderna. Fruktsmak.</p>	Ask 20 bitar	24 x 20 st <b>380020</b>
		
<p><b>V6 + White - Stimorol</b>            Sockerfritt tuggummi med sötningsmedel, 35% Xylitol, karbamid och whitening ingredienser. Smak: Fresh peppermint.</p>	Ask	12 x 50 st <b>380224</b>
		
<p><b>V6 + White - Stimorol</b>            Sockerfritt tuggummi med sötningsmedel, 35% Xylitol, karbamid och whitening ingredienser. Smak: Fresh spearmint.</p>	Ask	12 x 50 st <b>380226</b>
		
<p><b>V6 + Strong teeth med fluor - Stimorol</b>            Sockerfritt tuggummi med sötningsmedel samt 35% Xylitol, karbamid och fluor. Smak: Sweet Menthol</p>	Ask	12 x 50 st <b>380245</b>
		
<p><b>V6 + Strong teeth med fluor - Stimorol</b>            Sockerfritt tuggummi med sötningsmedel samt 35% Xylitol, karbamid och fluor. Smak: Spearmint.</p>	Ask	12 x 50 st <b>380247</b>
		

# PROFYLAX – TUGGUMMI

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>V6 Dental Care Melon - Stimorol</b>                      Sockerfritt tuggummi med sötningsmedel. 35% Xylitol, karbamid och fluor. Smak: melon.</p>		Ask 12 x 50 st <b>380235</b>
<p><b>V6 Dental Care Lakrits - Stimorol</b>                      Sockerfritt tuggummi med sötningsmedel 35% Xylitol, karbamid och fluor.</p>		Ask 12 x 50 st <b>380249</b>
<p><b>V6 Bubbelgum - Stimorol</b>                      Sockerfritt tuggummi. Innehåller karbamid, xylitol och calcium. 5 bitar per paket.</p>		Jordgubbssmak Tutti fruttismak 20 x 5 st <b>380241</b> 20 x 5 st <b>380242</b>
<p><b>Xerodrops - Actavis</b>                      Xerodrops är en salivstimulerande sockerfri hård sugtablett med fluor. (0,05mg F/droppe). Innehåller aktiva ingredienser såsom vinsyra, fosfat och fluor. Se även Xerogel och Xerorinse. Smak jordgubb.</p>		Ask 12 x 30 st <b>380987</b>
<p><b>Gum PerioBalance - Sunstar</b>                      Probiotisk sugtablett. Innehåller mjölksyrebakterier. Reducerar plackbildning. Motverkar förekomst av bakterier.</p>		Ask 1 x 30 st <b>380496</b>



# Leksaker från

# Småkryp



Alla leksakerna är CE märkta. Godkända att säljas i Europa.

# PROFYLAX – LEKSAKER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## LEKSAKER

### Skelett leksak - Småkryp AB

Små skelett: Mycket mjukt och stretchigt.  
Blandade färger, ca 8 cm.



Små skelett i olika färger

1 x 100 st

**380528**

### Pussel leksak - Småkryp AB

Grodan Glenn. Mjuka fina pussel i olika färger  
Storlek 8x9 cm



Pussel i olika färger

1 x 35 st

**380526**

### Dino 3D pussel - Småkryp AB

Roliga 3D pussel i olika dinosaurier. Ca 6x2x7 cm  
Ligger packade en och en.



Dino 3D pussel

1 x 40 st

**380538**

### Bilar pull back - Småkryp AB

En liten populär fin racerbil i olika färger som går  
av sig själv när man drar tillbaka den. Förpackade  
en och en i påse. Ca 5 cm. 8 olika bilmodeller.



Bilar pull back 8 modeller

1 x 48 st

**380560**

### Musen Mille leksak - Småkryp AB

Musen Mille. Extremt klabbig utan att vara klad-  
dig. Fäster på de flesta underlag. Storlek 5 cm.



Musen Mille vit mus

1 x 60 st

**380524**

### Studsboll leksak - Småkryp AB

Studsballar. Glada ballar i olika färger. 3,2 cm i  
diameter.



Studsballar i olika färger

1 x 40 st

**380523**

### Tattoos Happy Dino tatueringar

- Småkryp AB

Olika glada och söta dino tattoos. Packade en och  
en. Lätt att fästa, 28 olika motiv.



Tatueringar

1 x 100 st




**MD128541**



# PROFYLAX – LEKSAKER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>Ödla leksak - Småkryp AB</b>                      Ödla Örjan. Mycket mjuk och stretchig.                      ca. 9 cm lång. 96 st i blandade färger/påse.</p>	<p>Ödla Örjan i olika färger</p>	<p>1 x 96 st <b>380521</b></p>	
	<p>Glitterdjur blandade</p>	<p>1 x 100 st <b>380536</b></p>	
<p><b>Glitterdjur - Småkryp AB</b>                      Fina ödla och sköldpaddor blandat i olika färger                      med glitter på. Djuren är hårda. Från 3,5 - 6,0 cm.</p>		<p>Tanden Tore</p>	<p>1 x 50 st <b>380542</b></p>
<p><b>Tanden Tore leksaker - Småkryp AB</b>                      En kul, mjuk och glad tand. Den är mysigt klabbig                      och försedd med ett långt band att hålla i. 4 cm                      stor utan band.</p>		<p>Dinosaurier</p>	<p>1 x 100 st <b>380532</b></p>
<p><b>Mjuka dinosaurier leksaker - Småkryp AB</b>                      Fina mjuka dinosaurier i olika färger och djur.                      5 - 6,5 cm.</p>		<p>Havsdjur</p>	<p>1 x 100 st <b>380531</b></p>
<p><b>Havsdjur leksaker - Småkryp AB</b>                      Fina mjuka havsdjur i olika färger. 4-6 cm.</p>		<p>Guldfisken Gullan</p>	<p>1 x 100 st <b>380529</b></p>
<p><b>Guldfisken Gullan leksaker - Småkryp AB</b></p>			

# PROFYLAX – LEKSAKER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR		
<p><b>Klistermärken Happy Animals</b> - Småkryp AB</p> <p>Olika glada och söta djur, packade en och en. 4x4 cm. 21 olika motiv.</p>	<p>Klistermärken djur</p> <p>1 x 100 st</p>	<p><b>MD128544</b></p>		
	<p>Blyertspennor m sudd</p> <p>1 x 50 st</p>	<p><b>380564</b></p>		
<p><b>Blyertspennor - Småkryp AB</b></p> <p>Fina blyertspennor i fina färger och mönster. 12,7cm långa med suddgummi.</p>		<p>Leksaker Ringar m olika motiv</p> <p>1 x 100 st</p>	<p><b>380563</b></p>	
<p><b>Ringar - Småkryp AB</b></p> <p>Fina ringar med hjärtan, blommor, händer, stjärnor m.m I olika färger</p>		<p><b>Hårsnoddar - Småkryp AB</b></p> <p>Hårsnoddar med glasliknande bollar i varierande färger</p>	<p>Hårsnoddar</p> <p>1 x 50 st</p>	<p><b>380565</b></p>
	<p><b>Hårklämma glansig - Småkryp AB</b></p> <p>Glansiga hårklämmor med trollsländor i olika fina färger. 3 cm.</p>	<p>Hårklämma m Trollslända</p> <p>1 x 100 st</p>	<p><b>380562</b></p>	
	<p><b>Miratoi leksaker - Hager &amp; Werken</b></p> <p>Gifrfri plast.Blandat sortiment. Bilar, båtar, flygplan mm.</p>	<p>Påse</p> <p>1 x 150 st</p>	<p><b>380510</b></p>	
	<p><b>Miratoi Zoodjur - Hager &amp; Werken</b></p> <p>Blandat sortiment av vilda djur, av giftfri plast. Specialsortiment.100 st i låda. Blandat sortiment av vilda djur, av giftfri plast.</p>	<p>Kartong</p> <p>1 x 100 st</p>	<p><b>380511</b></p>	
				

AVTRYCK

BORR & DIAMANT

ENDO

HYGIEN

INSTRUMENT

KIRURGI

KRONOR

ORTODONTI

PROFYLAX

**PUTS & POLER**

RÖNTGENTILLBILDNING

SALIV & SUG

SPRUTOR & KANALRENING

TANDFYLLNAD

UTRUSTNING

A-Ö

**PUTS & POLERING**

## SNABBINDEX

Alpinspetsar .....	362
Gummipolerare.....	362
Profylaxpolerare .....	364
Universalpolerare .....	364
Amalgam/Guldpolerare .....	366
Kompositpolerare .....	366
Keramik/Porslinspolerare .....	368
Karborundumspetsar.....	369
Sliptrissor .....	369
Mandreller för trissor.....	370
Rengörings-/Polerborstar .....	372
Polerpasta.....	372
Scaler/stålstrips .....	373
Profinsystemet .....	373

# PUTS & POLERING

PRODUKTBeskrivning


FÖRPACKNING

ART.NR

## ALPINSPETSAR

### Alpin Arkansas - Hager & Meisinger

Alpinspetsar, vita. Rund, spetsig eller päronform. För VST.




601 XF 030  
645 XF 028  
661 XF 025

Rund  
Spetsig  
Päron

1 x 5 st **470185**  
1 x 5 st **470186**  
1 x 5 st **470187**

### Dura-White Arkansas - Shofu

För finpolering av emalj, komposit, kompomerer och porslin. För VST.



CN1, Konisk  
FL2, Flamformig  
FL3, Flamformig  
RD1, Rund

1 x 12 st **470615**  
1 x 12 st **470616**  
1 x 12 st **470617**  
1 x 12 st **470618**

## GUMMIPOLERARE

### Soflex Spiral - 3M ESPE

Sof-Lex Spiral - puts och polerhjul kan användas på alla ytor, från alla vinklar, till anteriora och posteriora fyllningar. Ger en snabb och naturlig glans. Passar perfekt med det existerande Sof-Lex systemet och kan därför användas med samma mandrell som trissorna. Engångsbruk. Kan användas utan polerpasta och vattenkyllning.

Det fina putshjulet (beigt) putsar och tar bort ojämnheter som uppstått under konturering och förbereder ytan för höggglanspolering

Det superfina polerhjulet (vitt) ger en alldeles särskild blank polering upp till höggglans.

Intro Kit 50821 Innehåller: 10 Sof-Lex Spiral Puts hjul (beiga), 10 Sof-Lex Spiral-Poler hjul (vita), 1 RA mandrell.



Intro Kit 50821  
Puts hjul beiga 5080  
Polerings hjul vita 5081

1 x 1 fp **MD125881**  
1 x 30 st **MD125882**  
1 x 30 st **MD125883**

### Orbis Profy cup lila

Gummipolerare. Latexfri. Putskopp. Lila - medium hård. Skruvfattning, omonterad.



Medium, lila

1 x 50 st **471150**

### Orbis profy cup petite

Putskopp latexfri. Mjuk lila med lameller. Skruvfattning.



Mjuk, lila

1 x 144 st **MD123768**

### Orbis profy cup petite web

Gummipolerare. Putskopp latexfri. Hård, blå med lameller. Skruvfattning.



Hård, blå

1 x 144 st **MD123769**

# PUTS & POLERING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING		ART.NR
<p><b>Young Turbo Plus - Young</b> Latexfri kopp, lila mjuk. Gummipolerare. Koppens utformning är en kombination av Turbo och Webbed. Detta medför en effektiv rengöring och minimal spridning av putspasta.</p>	Plus	Lila mjuk	1 x 144 st <b>471102</b>
			
<p><b>Young Turbo - Youngs</b> Mjuk puts kopp som är räfflad motsols för mindre spridning av putspasta. Omonterade för specialmandrell. Används tillsammans med polermedel.</p>	Nr 052101	Grå	1 x 144 st <b>471097</b>
			
<p><b>Gummipolerare Ribbed - Youngs</b> Omonterade för specialmandrell. Screw-in. Används tillsammans med polermedel.</p>	Nr 050101		1 x 144 st <b>471106</b>
			
<p><b>Gummipolerare Young Prophy Points - Young</b> Mjuk gummispets, latexfri - rekommenderas till approximalytor, implantat, under broar och andra svåråtkomliga områden. Mycket bra även till "bandade" patienter. Omonterade. Används tillsammans med polermedel. 059701/1805</p>	059701/1805		1 x 144 st <b>471107</b>
			
<p><b>Gummipolerare Junior - Youngs</b> Mjuk, kort puts kopp för bättre åtkomst. Rekommenderas för barn och ungdom. Omonterade för specialmandrell. Screw-in. Används tillsammans med polermedel.</p>	Nr 051001		1 x 144 st <b>471101</b>
			
<p><b>Young Elite - Young</b> Lila latexfri puts kopp. Försedd med utvändiga räfflor för en effektivare rengöring, mindre stänk och med bättre åtkomst. Rekommenderas t.ex tillsammans med vinkelstycke WP-64M 4:1.</p>	Lila mjuk		1x144 st <b>471104</b>
			
<p><b>Young kopp lila - Youngs</b> Smidig latexfri gummikopp. Mjuk, lila. Snap-on för specialmandrell. Används tillsammans med polermedel. Passar Kavo vst.</p>	Mjuk, lila		1 x 144 st <b>471120</b>
			
<p><b>Gummipolerare - Youngs</b> Omonterade för specialmandrell. Screw-in. Används tillsammans med polermedel. Latexfri. Lila = mjuk Blå = hård</p>	Nr 054101	Lila, mjuk	1 x 144 st <b>471123</b>
	Nr 054201	Blå, hård	1 x 144 st <b>471124</b>

# PUTS & POLERING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Gummipolerare Petite Web - Youngs</b> Mycket liten och smidig latexfri gummikopp. Omonterade för specialmandrell. Screw-in. Används tillsammans med polermedel.</p> <p>Lila = mjuk Blå = hård</p>	<p>Nr 054601 Lila, mjuk Nr 054701 Blå, hård</p>	<p>1 x 144 st <b>471121</b> 1 x 144 st <b>471122</b></p>
<p><b>PROFYLAXPOLERARE</b></p> <p><b>Identoflex profylaxpolerare - Kerr</b> Blå, monterade profylaxpolerare för vinkelstycke.</p>	<p>6021 6071 6081</p>	<p>1 x 6 st <b>470095</b> 1 x 6 st <b>470099</b> 1 x 6 st <b>470098</b></p>
<p><b>Young borstar - W&amp;H</b> Midget mini. Polerborste för mandrell.</p>	<p>Nr 0220 Rak Nr 0240 Spetsig</p>	<p>1 x 144 st <b>471110</b> 1 x 144 st <b>471111</b></p>
<p><b>Prophy Cup - Kerr</b> Omonterad vit puts-kopp, med spiral för Youngs mandrell. Screw-in.</p>	<p>Nr 1807</p>	<p>1 x 30 st <b>471119</b></p>
<p><b>Pro-Cup - Kerr</b> Blå hård puts-kopp med räfflad in- och utsida. För mer hygieniskt arbete pga mindre stänk. Monterad på mandrell.</p>	<p>Nr 1811 Skruvfattning Hård Nr 991 Monterad Hård</p>	<p>1 x 120 st <b>471130</b> 1 x 120 st <b>471129</b></p>
<p><b>UNIVERSALPOLERARE</b></p> <p><b>AABA-Universal - Kerr</b> Svarta universalpolerare. Utmärkta för ljushärdande kompositer, porslin och metaller.</p>	<p>3240 3210</p>	<p>1 x 12 st <b>470592</b> 1 x 12 st <b>470598</b></p>
<p><b>Identoflex universalpolerare - Kerr</b> Svarta universalpolerare. För VST.</p>	<p>3031 Mini 3011 Torp 3021 Flame 3091 Cup</p>	<p>1 x 12 st <b>470028</b> 1 x 12 st <b>470030</b> 1 x 12 st <b>470031</b> 1 x 12 st <b>470032</b></p>

# ULTIMAT HÖGGLANS

PÅ KORTAST MÖJLIGA TID

*När endast det bästa är gott nog...*

**JAZZ**<sup>™</sup> COMPOSITE  
SUPREME 1-STEP  
UNIVERSAL  
POLISHING SYSTEM

Jazz Supreme – banbrytande teknologi för optimal högglans

Ett enstegssystem som spar tid

Ett enkelt system för att slipa, putsa och polera

Gör underverk med alla estetiska kompositrestaurationer



Flame



Cup



Disc



Small flame

**SSWHITE**<sup>®</sup>  
**JAZZ**<sup>™</sup>  
POLISHERS

Ring Forssbergs kundtjänst tel. 08-676 54 10

**SSWHITE**<sup>®</sup>

# PUTS & POLERING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR																																								
<p><b>Universalpolerare - Shofu</b></p> <p>För VST. Silikonpolerare impregnerade med en polish ingrediens. För polering av ädla metaller och amalgam.</p> <p>Brun - Använd Brownie för att få en slätare yta. Grön - Greenie för en högre lyster. Ljusgrön - Supergreenie (gul markering) för superpolish.</p>		<table border="0"> <tr> <td>Brun Cup</td> <td>grov</td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470600</b></td> </tr> <tr> <td>Grön Cup</td> <td>fin</td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470601</b></td> </tr> <tr> <td>Ljusgrön Cup</td> <td>superfin</td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470602</b></td> </tr> <tr> <td>Brun Minipoint</td> <td>grov</td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470603</b></td> </tr> <tr> <td>Brun Minipoint</td> <td>grov</td> <td>1 x 72 st</td> <td><b>470604</b></td> </tr> <tr> <td>Grön Minipoint</td> <td>fin</td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470605</b></td> </tr> <tr> <td>Grön Minipoint</td> <td>fin</td> <td>1 x 72 st</td> <td><b>470606</b></td> </tr> <tr> <td>Ljusgrön Minipoint</td> <td>superfin</td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470607</b></td> </tr> <tr> <td>Brun pc2 stor flamformad</td> <td>grov</td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470608</b></td> </tr> <tr> <td>Grön pc2 stor flamformad</td> <td>fin</td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470609</b></td> </tr> </table>	Brun Cup	grov	1 x 12 st	<b>470600</b>	Grön Cup	fin	1 x 12 st	<b>470601</b>	Ljusgrön Cup	superfin	1 x 12 st	<b>470602</b>	Brun Minipoint	grov	1 x 12 st	<b>470603</b>	Brun Minipoint	grov	1 x 72 st	<b>470604</b>	Grön Minipoint	fin	1 x 12 st	<b>470605</b>	Grön Minipoint	fin	1 x 72 st	<b>470606</b>	Ljusgrön Minipoint	superfin	1 x 12 st	<b>470607</b>	Brun pc2 stor flamformad	grov	1 x 12 st	<b>470608</b>	Grön pc2 stor flamformad	fin	1 x 12 st	<b>470609</b>
Brun Cup	grov	1 x 12 st	<b>470600</b>																																							
Grön Cup	fin	1 x 12 st	<b>470601</b>																																							
Ljusgrön Cup	superfin	1 x 12 st	<b>470602</b>																																							
Brun Minipoint	grov	1 x 12 st	<b>470603</b>																																							
Brun Minipoint	grov	1 x 72 st	<b>470604</b>																																							
Grön Minipoint	fin	1 x 12 st	<b>470605</b>																																							
Grön Minipoint	fin	1 x 72 st	<b>470606</b>																																							
Ljusgrön Minipoint	superfin	1 x 12 st	<b>470607</b>																																							
Brun pc2 stor flamformad	grov	1 x 12 st	<b>470608</b>																																							
Grön pc2 stor flamformad	fin	1 x 12 st	<b>470609</b>																																							
<p><b>AMALGAM/GULDPOLERARE</b></p> <p><b>Identoflex förpolerare - Kerr</b></p> <p>Bruna. För VST. Speciellt avsedda för amalgam och metall.</p>		<table border="0"> <tr> <td>4021 Lenticular</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470059</b></td> </tr> <tr> <td>4041 Flame</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470061</b></td> </tr> <tr> <td>4051 Cup</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470062</b></td> </tr> <tr> <td>4061 Mini</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470064</b></td> </tr> <tr> <td>4071 Minipoints</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470065</b></td> </tr> </table>	4021 Lenticular		1 x 12 st	<b>470059</b>	4041 Flame		1 x 12 st	<b>470061</b>	4051 Cup		1 x 12 st	<b>470062</b>	4061 Mini		1 x 12 st	<b>470064</b>	4071 Minipoints		1 x 12 st	<b>470065</b>																				
4021 Lenticular		1 x 12 st	<b>470059</b>																																							
4041 Flame		1 x 12 st	<b>470061</b>																																							
4051 Cup		1 x 12 st	<b>470062</b>																																							
4061 Mini		1 x 12 st	<b>470064</b>																																							
4071 Minipoints		1 x 12 st	<b>470065</b>																																							
<p><b>Identoflex högglanspolerare - Kerr</b></p> <p>Gröna. För VST. Speciellt avsedda för amalgam och metall.</p>		<table border="0"> <tr> <td>4541 spets stor</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470073</b></td> </tr> <tr> <td>4571 spets liten</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470077</b></td> </tr> </table>	4541 spets stor		1 x 12 st	<b>470073</b>	4571 spets liten		1 x 12 st	<b>470077</b>																																
4541 spets stor		1 x 12 st	<b>470073</b>																																							
4571 spets liten		1 x 12 st	<b>470077</b>																																							
<p><b>KOMPOSITPOLERARE</b></p> <p><b>Jazz Supreme Kit kompositpolerare - SS White</b></p> <p>Autoklaverbara flergångs polerare. Ett enda system för alla material. Polersystem med fyra former: flame - knife edge - cup - small flame. Trimmar, putsar och finisherar. Intro kit levereras i autoklaverbart ställ. Samtliga former finns i refill.</p>		<table border="0"> <tr> <td>Intro kit</td> <td></td> <td>1 x 4 st</td> <td><b>470200</b></td> </tr> <tr> <td>Universal Flame</td> <td></td> <td>1 x 3 st</td> <td><b>470201</b></td> </tr> <tr> <td>Knife Edge</td> <td></td> <td>1 x 3 st</td> <td><b>470202</b></td> </tr> <tr> <td>Cup</td> <td></td> <td>1 x 3 st</td> <td><b>470203</b></td> </tr> <tr> <td>Small Flame</td> <td></td> <td>1 x 3 st</td> <td><b>470204</b></td> </tr> </table>	Intro kit		1 x 4 st	<b>470200</b>	Universal Flame		1 x 3 st	<b>470201</b>	Knife Edge		1 x 3 st	<b>470202</b>	Cup		1 x 3 st	<b>470203</b>	Small Flame		1 x 3 st	<b>470204</b>																				
Intro kit		1 x 4 st	<b>470200</b>																																							
Universal Flame		1 x 3 st	<b>470201</b>																																							
Knife Edge		1 x 3 st	<b>470202</b>																																							
Cup		1 x 3 st	<b>470203</b>																																							
Small Flame		1 x 3 st	<b>470204</b>																																							
<p><b>Identoflex omonterade kompositpolerare - Kerr</b></p> <p>Gul, Standard. Omonterad.</p>		<table border="0"> <tr> <td>5110 Kopp</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470080</b></td> </tr> </table>	5110 Kopp		1 x 12 st	<b>470080</b>																																				
5110 Kopp		1 x 12 st	<b>470080</b>																																							
<p><b>Identoflex gula kompositpolerare - Kerr</b></p> <p>Gula. Monterade för vinkelstycke.</p>		<table border="0"> <tr> <td>ID 5021 Flame</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470510</b></td> </tr> <tr> <td>ID 5031 Cup L</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470511</b></td> </tr> <tr> <td>ID 5041 Lenticular</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470512</b></td> </tr> <tr> <td>ID 5061 Minipoint</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470513</b></td> </tr> <tr> <td>ID 5081 Cup</td> <td></td> <td>1 x 12 st</td> <td><b>470514</b></td> </tr> </table>	ID 5021 Flame		1 x 12 st	<b>470510</b>	ID 5031 Cup L		1 x 12 st	<b>470511</b>	ID 5041 Lenticular		1 x 12 st	<b>470512</b>	ID 5061 Minipoint		1 x 12 st	<b>470513</b>	ID 5081 Cup		1 x 12 st	<b>470514</b>																				
ID 5021 Flame		1 x 12 st	<b>470510</b>																																							
ID 5031 Cup L		1 x 12 st	<b>470511</b>																																							
ID 5041 Lenticular		1 x 12 st	<b>470512</b>																																							
ID 5061 Minipoint		1 x 12 st	<b>470513</b>																																							
ID 5081 Cup		1 x 12 st	<b>470514</b>																																							



# PUTS & POLERING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Identoflex grå kompositpolerare - Kerr</b> Grå. Monterade för vinkelstycke.</p>		<p>ID 5261 Minipoint 1 x 12 st <b>470518</b> ID 5221 Flame 1 x 12 st <b>470517</b> ID 5281 Cup 1 x 12 st <b>470519</b></p>
<p><b>Identoflex vita kompositpolerare - Kerr</b> Vita. Monterade för vinkelstycke.</p>		<p>ID 5471 Minipoint 1 x 12 st <b>470527</b> ID 5421 Flame 1 x 12 st <b>470523</b> ID 5441 Lenticular 1 x 12 st <b>470525</b> ID 5481 Cup 1 x 12 st <b>470528</b></p>
<p><b>Enhance - Dentsply DeTrey</b> För högglosspolering av komposit- och kompomerer. Finisherings- och poleringssystem för alla sorters resinmaterial. Trissor, spetsar (koner) eller koppar. Poleringskopparna används tillsammans med en putsfasta t ex Prisma Gloss.</p>		<p>Putskoppar 1 x 30 st <b>471481</b> Putskoner 1 x 30 st <b>471482</b> Putstrissor 1 x 30 st <b>471483</b> Putskoppar. Inkl. 1 mandrell 1 x 100 st <b>471484</b></p>
<p><b>Astropol kompositpolerare - Ivoclar Vivadent</b> Astropol är ett puts och polersystem för komposit och keramer. Astropol F (finish) Astropol P (polish) Astropol HP (high polish) Innehåller fyra olika storlekar: Liten flamform, stor flamform, koppform, linsform.</p>		<p>Astropol sortiment 1 x 24 st <b>471485</b></p>
<p><b>Astrapol universalpolerare - Ivoclar Vivadent</b> Astropol F, finisherare för borttagning av överskottsmaterial i approximala och occlusala regioner.</p>		<p>F Flame, liten, grå 6 x 1 st <b>MD105413</b></p>
<p><b>OptraPol NG - Ivoclar Vivadent</b> Kompositpolerare. Flergångs polersystem. Sortiment. Kan användas upp till 20 gånger. Ger högglossig och slät yta i ett enda steg. Universellt för komposit, kompomer, glasjonomer och amalgam. Två skikt, ett yttre med diamantspån och ett inre utan diamant. Autoklaverbart. Innehåll: liten flamform, stor flamform, kopp och disk.</p>		<p>sortiment grå 1 x 10 st <b>470644</b> Liten flamform 1 x 10 st <b>470646</b> Flamma stor grå 1 x 10 st <b>470647</b> Kopp grå 1 x 10 st <b>470648</b> Diskus grå 1 x 10 st <b>470649</b></p>
<p><b>Minidentoflex - Kerr</b> Gula, omonterade kompositpolerare. Snap-on. Inkl. 1 mandrell. <i>Mandreller - se efter Trissor.</i></p>		<p>0710 Spets 1 x 12 st <b>470499</b> 0730 Kopp 1 x 12 st <b>470501</b></p>

# PUTS & POLERING

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## KERAMIK/PORSLINSPOLERARE

### Identoflex NG porslinspolerare - Kerr

Gummipolerare för höglansyta på slipade keramikarbeten. För VST.

Arbeta i tre steg:

1. grov (gulgrön)
2. medium (grå)
3. fin (brunrosa)



#### Grov (gulgrön):

7071 Flame

1 x 12 st

**470111**

7081 Cup

1 x 12 st

**470112**

7091 Minipoint

1 x 12 st

**470110**



#### Medium (grå):

7171 Flame

1 x 12 st

**470116**

7181 Cup

1 x 12 st

**470117**

7191 Mini

1 x 12 st

**470119**



#### Fin (brunrosa):

7271 Flame

1 x 12 st

**470121**

7281 Cup

1 x 12 st

**470122**

7291 Mini

1 x 12 st

**470120**

### Identoflex diamantpolerare - Kerr

Monterade diamantpolerare för keramik. För höglanspolering. Den aktiva ytan är grön. För VST.

Modeller från vä: Disc, Flame, Cup och Point.



ID 5711

Disc

1 x 6 st

**470142**

ID 5721

Flame

1 x 6 st

**470143**

ID 5781

Cup

1 x 6 st

**470144**

ID 5791

Point

1 x 6 st

**470145**

### OptraFine - Ivoclar Vivadent

Diamantpolersystem för keramiska material med hög koncentration diamanter, vilket ger fin finish. Kan användas upp till 10 gånger. F står för Finisher och P för Polisher.



Promopack innehållande 1 st av varje F - flame, cup och disc, P - flame, cup och disc, samt nylonborste och polerpasta

1 x 1 fp

**470659**

#### Refill:

F - flame

1 x 10 st

**470660**

F - cup

1 x 10 st

**470661**

F - disc

1 x 10 st

**470662**

P - flame

1 x 10 st

**470663**

P - cup

1 x 10 st

**470664**

P - disc

1 x 10 st

**470665**

Nylonborste

1 x 10 st

**470666**

Polerpasta

1 ml spruta

**470667**

# PUTS & POLERING

PRODUKTBEKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## KARBORUNDUMSPETSAR

### Karborundumpetsar - Busch

Av grön kiselkarbid. För slipning av porslin, naturlig tandemalj, dentin och akrylater. För VST.



Nr 601  
Nr 602  
Nr 603  
Nr 622  
Nr 626

1 x 6 st **470278**  
1 x 6 st **470279**  
1 x 6 st **470280**  
1 x 6 st **470288**  
1 x 6 st **470291**



Nr 648  
Nr 649  
Nr 661  
Nr 662  
Nr 666

1 x 6 st **470301**  
1 x 6 st **470302**  
1 x 6 st **470309**  
1 x 6 st **470310**  
1 x 6 st **470312**

## SLIPTRISSOR

### Orbis polertrissa

Flexibel polertrissa belagd med aluminiumoxid.

Mörkröd = konturering

Röd = förpolering

Orange = polering

Gul = högglosspolering



### Skiva liten

Grov röd  
Medium ljus röd  
Fin orange  
Extra fin gul

1 x 100 st **MD125348**  
1 x 100 st **MD125349**  
1 x 100 st **MD125350**  
1 x 100 st **MD125351**

### Skiva stor

Grov röd  
Medium ljus röd  
Fin orange

1 x 100 st **MD125352**  
1 x 100 st **MD125353**  
1 x 100 st **MD125354**

### Skiva stor

Superfin gul

1 x 100 st **MD125355**

### Sof-Lex XT Pop-On - 3M ESPE

Extratunn sliptrissa i 4 grovlekar och 2 storlekar. Ryggmaterial av styv, tunn polyester.

Mandreller - se efter Trissor.



Sortiment: 240 trissor (30 av vardera storlek och grovlek) och 1 mandrell

1 x 1 fp **471050**

### Nr 2381: diam. 9,5 mm

Mörk orange Grov  
Orange Medium  
Ljus orange Fin  
Gul Superfin

1 x 85 st **471051**  
1 x 85 st **471052**  
1 x 85 st **471053**  
1 x 85 st **471054**

### Nr 2382: diam. 12,5 mm

Mörk orange Grov  
Orange Medium  
Ljus orange Fin  
Gul Superfin

1 x 85 st **471055**  
1 x 85 st **471056**  
1 x 85 st **471057**  
1 x 85 st **471058**

# PUTS & POLERING

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Sof-Lex Pop-on - 3M ESPE

Polertrissa med rund öppning. Standardtrissor i fyra puts-steg och två storlekar.

Mandreller - se efter Trissor.



#### Nr 1981: diam. 9,5 mm

Svart	Grov	1 x 85 st	<b>471040</b>
Mörkblå	Medium	1 x 85 st	<b>471041</b>
Blå	Fin	1 x 85 st	<b>471042</b>
Ljusblå	Superfin	1 x 85 st	<b>471043</b>

#### Nr 1982: diam. 12,5 mm

Svart	Grov	1 x 85 st	<b>471044</b>
Mörkblå	Medium	1 x 85 st	<b>471045</b>
Blå	Fin	1 x 85 st	<b>471046</b>
Ljusblå	Superfin	1 x 85 st	<b>471047</b>

### Sof-Lex Snap-On - 3M ESPE

Polertrissa för Moore's Mandrell med fyrkantig öppning.

Mandreller - se efter Trissor.



#### Nr 1958: diam. 15,8 mm

Brun	Grov	1 x 100 st	<b>471025</b>
Grå	Medium	1 x 100 st	<b>471022</b>
Mörkblå	Fin	1 x 100 st	<b>471023</b>
Ljusblå	Superfin	1 x 100 st	<b>471024</b>

### Moorplastic - Moore

Mässingfäste. Ryggmaterial av plast. Trissan motstår vattenbegjutning.



#### Grov:

16 mm	Stl 5/8	1 x 50 st	<b>470905</b>
19 mm	Stl 3/4	1 x 50 st	<b>470906</b>

#### Medium:

16 mm	Stl 5/8	1 x 50 st	<b>470909</b>
19 mm	Stl 3/4	1 x 50 st	<b>470910</b>

#### Fin:

16 mm	Stl 5/8	1 x 50 st	<b>470913</b>
-------	---------	-----------	---------------

#### X-fin:

16 mm	Stl 5/8	1 x 50 st	<b>470917</b>
19 mm	Stl 3/4	1 x 50 st	<b>470918</b>

## MANDRELLER FÖR TRISSOR






### Mandreller Busch

Rostfria. För trissor och polerare. För VST resp. HST.



Nr 303	Vst	1 x 6 st	<b>460197</b>
Nr 303	Hst	1 x 6 st	<b>460198</b>

# PUTS & POLERING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Mandrell Dentatus</b> För trissor och polerare. Rostfri. För VST.</p>		1 x 12 st <b>460201</b>
<p><b>Mandrell Young - W&amp;H</b> För Youngs polerare. Screw-in. 14 mm. För VST.</p>		1 x 12 st <b>460215</b>
<p><b>Mandrell Young - Kerr</b> För Youngs polerare. 14 mm. För VST.</p>		1301 1 x 10 st <b>460214</b>
<p><b>Minidentoflex Mandrell - Kerr</b> För minipolerare. För VST.</p>		1101 1 x 1 st <b>460226</b>
<p><b>Snap-on Mandreller - Moore</b> Förkromad mandrell för trissor med fyrkantig öppning. Moore´s trissor. Normal eller Extra kort. För VST.</p>		2RA Normal (ej low profile) 3RA Extra kort 1 x 1 st <b>460217</b> 1 x 1 st <b>460219</b>

# PUTS & POLERING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Pop-on Mandreller - 3M ESPE</b> Rostfri mandrell för trissor, med rund öppning. För VST.</p>		<p>1983</p> <p>1 x 3 st <b>460213</b></p>
<h2>RENGÖRINGS-/ POLERBORSTAR</h2>		
<p><b>Orbis rengörings/polerborstar</b> Borste för polering och rengöring.</p>		<p>Vst, nylon vit 1 x 50 st <b>471350</b> Vst, naturborst 1 x 50 st <b>471351</b> Skruvfattning, nylon vit 1 x 50 st <b>471352</b> Skruvfattning, naturborst 1 x 50 st <b>471353</b></p>
<p><b>Rengöringsborstar - Kerr</b> S k Minidentobrush. Tandrengöringsborste för VST.</p>		<p>Nr 831 Naturborst 1 x 10 st <b>471331</b> Nr 835 Extra hård nylon 1 x 10 st <b>471332</b></p>
<p><b>Oclubrush - Kerr</b> Kopp, Regular. Cupformade borstar, monterade för VST. Impregnerade med polermedel för komposit och keramik. Autoklaverbara 140°C.</p>		<p>1 x 3 st <b>471338</b> 1 x 10 st <b>471339</b></p>
<h2>POLERPASTA</h2>		
<p><b>Prisma Gloss - Dentsply</b> Polermedel som ger kompositfyllningar maximal ytfinish. Innehåller aluminiumoxid. Låg-medium viskositet. Fin (1 my) eller Extrafin (0,3 my).</p>		<p>Fin 1 my, spruta 1 x 4 g <b>471471</b> X-fin 0,3 my, spruta 1 x 4 g <b>471472</b></p>
<p><b>Sparkle - Pulpdent</b> Diamantpasta för optimal finish med en glasliknande lyster. Används vid finishering av porslin, guld, komposit och metall. Stänker inte, är grå till färgen och smaksatt med pepparmint. Appliceras med borste eller gummikopp.</p>		<p>Spruta 4 x 1,20 g <b>471445</b></p>

# PUTS & POLERING

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## SCALER/STÅLSTRIPS

### Horico perforerade stålstrips - Horico

Tunna (0,05 mm) perforerade stålstrips. Avlägsnar effektivt plack och tandsten i och med inbyggda skärande kanter. Autoklaverbara.



Stålstrips perf. 4 mm

1 x 10 st

MD128433

### Metallstrips sortiment - GC

Färgkodade metallstrips för finishering och puts av approximalytor. Tunna, flexibla och tåliga. Kan autoklaveras.



Sortiment

1 x 12 st

471241

Blå

1 x 12 st

471242

Grön

1 x 12 st

471243

Gul

1 x 12 st

471244

Sortimentsförpackning: 12 strips, 4 av varje färg. Refill: 4 av varje bredd - 2,6 mm, 3,3 mm och 4,0 mm.

## PROFIN SYSTEMET

### Profin spets EVA-2000 - Dentatus

Profin spets av plast. Universalspets för EVA och Profin. Med ströpplad, grön yta.



100 st/fp

460045

### Profin spetsar & Lamineer - Dentatus

Enkelsidiga, plana med slät kant eller enkelsidiga, knivskurna.

Siffran i beteckningen anger diamantlagrets tjocklek i micron.



#### Enkelsidig, plan, slät kant:

LTA-150	röd	1 x 2 st	460023
LTA-100	grön	1 x 2 st	460024
LTA-75	guld	1 x 2 st	460037
LTA-50	gul	1 x 2 st	460039
LTA-30	vit	1 x 2 st	460040

#### Enkelsidig, knivskuren:

LTA-S 100	grön	1 x 2 st	460026
LTA-S 75	guld	1 x 2 st	460027
LTA-S 50	gul	1 x 2 st	460028
LTA-S 30	vit	1 x 2 st	460029
LTA-S 15	lila	1 x 2 st	460030
LTA-S 36	Wolfram svart	1 x 2 st	460031





AVTRYCK

BORR & DIAMANT

ENDO

HYGIEN

INSTRUMENT

KIRURGI

KRONOR

ORTODONTI

PROFYLAX

PUTS & POLER

RÖNTGENTILLBEHÖR

SALIV & SUG

SPRUTOR & KANALRENGÖRING

TANDFYLLNAD

UTRUSTNING

A-Ö

## RÖNTGENTILLBEHÖR

### SNABBINDEX

<b>Film</b> .....	<b>376</b>
<b>Filmtillbehör</b> .....	<b>376</b>
<b>Kemikalier</b> .....	<b>378</b>
<b>Röntgenkort</b> .....	<b>381</b>
<b>Strålningskydd</b> .....	<b>383</b>
<b>Digitala tillbehör</b> .....	<b>384</b>
Bildplattor.....	384
Hållare för bildplattor.....	384
Skyddspåsar för bildplattor.....	386
Kassetter för bildplattor.....	386
Övriga tillbehör.....	387
Sensorhållare.....	388
Sensorskydd/påsar.....	390

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## FILM

### Intraoral Film

#### Röntgenfilm InSight, F-speed - Carestream Health

Extra snabb film.



##### Standard:

IP-21 31 x 41 mm  
IP-22 31 x 41 mm

150 st/fp **630130**  
130 par **630134**

##### Barn:

IP-01 22 x 35 mm  
IP-02 22 x 35 mm

100 st/fp **630132**  
100 par **630133**

#### Röntgenfilm Ultra-Speed - Carestream Health

Normalfilm.



##### Standard:

DF-58 31 x 41 mm  
DF-57 31 x 41 mm

150 st/fp **630010**  
130 par **630011**

##### Barn:

DF-54 22 x 35 mm

100 st/fp **630007**

#### Agfa Dentus M2 Comfort - Heraeus Kulzer

Universalfilm i softpac med reducerad exponeringstid.

Vuxenfilm resp. barnfilm.



Vuxenfilm, 3 x 4 cm, enkel  
Barnfilm, 2 x 3 cm, enkel

150 st **630062**  
100 st **630064**

### Extraoral film

#### Panoramafilm TMAT - Carestream Health

Kassettfilm. Grönkänslig film.



TMAT G 15 x 30 cm  
TMAT G 18 x 24 cm

50 blad **630004**  
50 blad **630025**

## FILM-TILLBEHÖR

### Filmhållare

#### Kwik-Bite röntgenfilmhållare - Kerr

Autoklaverbar plast.



1 x 15 st **630052**

#### Super-Bite - Kerr

Röntgenfilmhållare med flyttbar ring. För apikala bilder. Tål sterilisering upp till 140°C.



Liggande  
Stående

1 x 4 st **630039**  
1 x 4 st **630038**

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Paro-Bite - Kerr</b> Röntgenfilmhållare med flyttbar ring. För stående Bite-Wing. Tål sterilisering upp till 140°C.</p>	För stående BW	1 x 5 st <b>630036</b>
		
<p><b>Eggers</b> Röntgenfilmhållare av metall för intraoral röntgen. Rostfri, exkl. bitklotsar för engångsbruk.</p>	Rak Höger Vänster Bitklotsar	1 x 1 st <b>630030</b> 1 x 1 st <b>630053</b> 1 x 1 st <b>630054</b> 1 x 100 st <b>630031</b>
		
<p><b>Flaps</b> Självhäftande filmhållare för alla typer av film. Skumplastskiva med en självhäftande sida för montering på vanlig röntgenfilm. För engångsbruk.</p>		1 x 500 st <b>630032</b>
		
<p><b>Bite Wing Loops</b> Filmhållare i papper för engångsbruk.</p>		1 x 500 st <b>630051</b>
		
<p><b>Bite Wing Tabs</b> Engångs Bite Wing hållare i papper.</p>		1 x 500 st <b>630048</b>
		
<p><b>Sonessons Planfilmhållare</b> Av aluminium.</p>	3 x 4 cm för stående film 3 x 4 cm för liggande film	1 x 1 st <b>630045</b> 1 x 1 st <b>630046</b>
		

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Twix

För engångsbruk. Kan användas antingen som en konventionell filmhållare eller som Bite-Wing-hållare. Bitplattan perforerad. Av plast.



1 x 200 st **630049**

## Skandia bitklots

Av frígolit. För engångsbruk. Vit.



1 x 120 st **630044**

## KEMIKALIER

### Koncentrat

#### DP A-framkallare och Fix

Miljöanpassade universalkemikalier i koncentrat som ej är märkningspliktiga pga sitt innehåll. Innehåller ej hydrokinon och metol. Fixering: Huvudbeståndsdel är Ammoniumtiosulfat. Kan beroende på spädning användas för manuell eller maskinell framkallning/fixering.

Framkallare: Huvudbeståndsdelar är Askorbinsyra och Pottaska.

Fixering: Huvudbeståndsdel är Ammoniumtiosulfat.

Kan beroende på spädning användas för manuell eller maskinell framkallning/fixering.



Manuell framkallning: Spädes 1+3 liter vid 20-22°C i 30 sek.  
Maskinframkallning: Spädes 1+3=4 liter. Om mörkare bild önskas, späd 1+2=3 liter. Hållbarhet i oöppnad förpackning minst 1 1/2 år. 1 liter

1 x 1 l **630097**

Manuell fixering: Spädes 1+3=4 liter vid 20-22°C i 40 sek. Maskinfixering: Spädes 1+3. Hållbarhet i oöppnad förpackning minst 3 år. 1 liter

1 x 1 l **630098**

#### DP Universalframkallare och universalfix

Universalframkallare och universalfix i koncentrat. Kan beroende på spädning användas för både manuell (standard eller snabbframkallning - 30 sek. utspädd) och maskinell framkallning och fixering. För maskiner Periomat mfl.



Framkallare konc.  
Fix konc.

1 x 1 l **630102**

1 x 1 l **630103**

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Dentalframkallare och Dentalfix</b> - Carestream Health</p> <p>För manuell standardframkallning. Spädes 1:3 för normalframkallning och fixering. Önskas snabbframkallare - se Rapid Access.</p>	<p>För 4 x 1 lit. normalframkalln. För 4 x 1 lit. normalfix</p>	<p>4 x 250 ml <b>630076</b> 4 x 250 ml <b>630077</b></p>
		
<p><b>Automatic XR - Dürr</b></p> <p>För automatisk framkallningsmaskin XR 24, alla modeller. 2 fl framkallning samt 2 fl fixering i koncentrat ger två omgångar fix/framkallning.</p> <p>Sats: 2 x 5 liter framkallning, 2 x 5 liter fix</p>	<p>Sats framkallare/fix</p>	<p>2 x 5 l <b>630083</b></p>
		
<p><b>Periomat Intra Framkallare &amp; fix - Dürr</b></p> <p>För automatisk framkallningsmaskin.</p> <p>4 fl framkallning i koncentrat ger totalt 4 l färdig framkallningslösning. 4 fl fixering i koncentrat ger 4 l färdig fixeringslösning.</p> <p>Sats: 4 x 500 ml framkallning, 4 x 500 ml fix</p>	<p>Sats</p>	<p>2 x 4 fl <b>630086</b></p>
		
<p><b>DP Koncentrerad Snabbframkallare &amp; Fixering</b></p> <p>Koncentrerade vätskor. Spädes 1+3, ger 4 liter. Hållbarhet 2 år i oöppnad förpackning. Kemikalierna innehåller ingen tillsats av tungmetall såsom kadmium, krom, bly, kvicksilver.</p>	<p>Framkallare, koncentrat Fixering, koncentrat</p>	<p>1 x 1 l <b>630068</b> 1 x 1 l <b>630069</b></p>
		
<p><b>Bruksfärdiga</b></p> <p><b>DP Bruksfärdig Snabbframkallare &amp; Fixering</b></p> <p>Bruksfärdig snabbfixering, klar att använda, ingen tillblandning.</p> <p>500 ml burk med vid öppning. Framkallning och fixering kan ske direkt i burken. (Ger arkivbeständiga bilder). Framkallningstid 15 sek och fixertid 40 sek vid 22°C.</p>	<p>Framkallare,brukslösning Fixering, brukslösning</p>	<p>1 x 500 ml <b>630067</b> 1 x 500 ml <b>630101</b></p>
		

# RÖNTGENTILLBEHÖR

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Rapid Access - Carestream Health

Snabbframkallare. 15+15 sek framkallare och fixering. Brukslösning.



Framkallare, brukslösning  
Fixering, brukslösning

1 x 500 ml **630080**  
1 x 500 ml **630081**

### Readymatic röntgenframkallare

- Carestream Health

Universalframkallare. Färdigblandad brukslösning för alla typer av framkallningsmaskiner. Kristalliserar ej på valsar och vid transport.



Framkallare, brukslösning  
Fixering, brukslösning

4 x 2 l **630073**  
4 x 2 l **630074**

## Maskinrengöring

### DP A-Cleaner - Alldecopy

Miljöanpassat tankrengöringsmedel. Rengör även kärl som används vid manuell framkallning. Koncentrat 1 liter. Ger utspädd 1 + 3 = 4 liter.



Koncentrat

1 x 1 l **630090**

### Rengöringsfilm Clear 100 - Dürr

För daglig rengöring av framkallningsmaskiner.



1 x 100 st **630105**

### WR 2000 - Dürr

Valsrengöringspray till framkallningsmaskin XR-24.



Sprayflaska

1 x 1 l **630106**

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## RÖNTGENKORT

### DP röntgenkort DiS 6 - Dental Swed.

För standardfilm 31 x 41 mm. 6 rutor per kort. 6 stående/liggande.



12 x 12 cm

1 x 100 st **630212**

### DP röntgenkort Dis 2+2 - Dental Swed.

För standardfilm 31 x 41 mm. 4 rutor per kort. 2 liggande + 2 liggande.



7 x 16 cm

1 x 100 st **630211**

### DP röntgenkort DiS 14 - Dental Swed.

För standardfilm 31 x 41 mm. 14 rutor per kort. 8 liggande och 6 stående.



13,5 x 20 cm

1 x 100 st **630214**

### DP röntgenkort DiS 16 - Dental Swed.

För standardfilm 31 x 41 mm. 16 rutor per kort för helstatus. 6 stående och 10 liggande.



13,5 x 20 cm

1 x 100 st **630215**

### DP röntgenkort DiS 16BW - Dental Swed.

För standardfilm 31 x 41 mm. 16 rutor per kort. 16 stående/liggande.



13,5 x 20 cm

1 x 100 st **630216**

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Röntgenkort TR-1B - Trollhätteplast</b></p> <p>Utstansad barnfilm att sätta i vanligt monteringskort.</p> <p>Tillverkad i arkivbeständig plast som möjliggör livslång arkivering utan påverkan. Utvändigt mått: 40 x 30 mm.</p>	TR-1B	1 x 100 st <b>630220</b>
<p><b>Röntgenkort TR-6B - Trollhätteplast</b></p> <p>Monteringskort för barn. För 6 stående alternativt 6 liggande bilder i filmstorlek #0. För bitewing eller apikalbilder. Utvändigt mått: 120 x 120 mm. Individuella skrifvfält för datum för varje bild samt noteringsruta för patient, klinik m.m. Tillverkad i arkivbeständig plast som möjliggör livslång arkivering utan påverkan.</p>	TR-6B	1 x 100 st <b>630223</b>
<p><b>Röntgenkort TR-6 - Trollhätteplast</b></p> <p>Monteringskort 6-films. För 6 stående alternativt 6 liggande bilder i filmstorlek #2. För bitewing eller apikalbilder. Utvändigt mått: 120 x 120 mm. Individuella skrifvfält för datum för varje bild samt noteringsruta för patient, klinik m.m. Tillverkad i arkivbeständig plast som möjliggör livslång arkivering utan påverkan.</p>	TR-6	1 x 100 st <b>630224</b>
<p><b>Röntgenkort TR-8 - Trollhätteplast</b></p> <p>Monteringskort 8-films för stående bite wing. 14 x 12 cm.</p> <p>För 8 stående alternativt 8 liggande bilder i filmstorlek #2. För bitewing eller apikalbilder. Utvändigt mått: 120 x 133 mm.</p> <p>Individuella skrifvfält för datum för varje bild samt noteringsruta för patient, klinik m.m. Tillverkad i arkivbeständig plast som möjliggör livslång arkivering utan påverkan.</p>	TR-8	1 x 100 st <b>630226</b>
<p><b>Röntgenkort TR-12 - Trollhätteplast</b></p> <p>Monteringskort 12-films.</p> <p>För 12 stående alternativt 12 liggande bilder i filmstorlek #2. För bitewing eller apikalbilder. Passar A5/B5 journalformat - många bilder på liten yta. Utvändigt mått: 135 x 200 mm.</p> <p>Individuella skrifvfält för datum för varje bild samt noteringsruta för patient, klinik m.m. Tillverkad i arkivbeständig plast som möjliggör livslång arkivering utan påverkan.</p>	TR-12	1 x 100 st <b>630227</b>
<p><b>Röntgenkort TR-14 - Trollhätteplast</b></p> <p>Monteringskort 14-films. 20 x 13,5 cm.</p>	TR-14	1 x 100 st <b>630228</b>



# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Röntgenkort TR-16 - Trollhätteplast

Monteringskort 16-films. För helstatus med 2 liggande bitewing. För 16 bilder i filmstorlek #2. Passar A5/B5 journalformat - många bilder på liten yta. Utvändigt mått: 200 x 133 mm.

Skrivfält för datum samt noteringsruta för patient, klinik m.m. Lätt att montera. Tillverkad i arkivbeständig plast som möjliggör livslång arkivering utan påverkan.



TR-16

1 x 100 st **630229**

## Röntgenkort TR-16BW - Trollhätteplast

Monteringskort 16-films. För 16 stående alternativt 16 liggande bilder i filmstorlek #2. För bitewing eller apikalbilder. Passar A5/B5 journalformat - många bilder på liten yta. Utvändigt mått: 200 x 135 mm.

Skrivfält för datum samt noteringsruta för patient, klinik m.m. Lätt att montera. Tillverkad i arkivbeständig plast som möjliggör livslång arkivering utan påverkan.



TR-16BW

1 x 100 st **630230**

## STRÅLNINGSSKYDD

### Röntgenkrage med handtag - Hager & Werken

Vit röntgenkrage med handtag som patienten håller i. 0,5 mm blylager.



Vit

1 x 1 st **150057**

### Röntgenkrage Mavig 615 - Mavig

Röntgenkrage med kardborrlås. Blygummiduk med Comfor-Tex-överdrag ger hög komfort och bra skydd. Tål sprittorkning. Blyekvivalens 0,50 mm.



Limegrön  
Turkosblå  
Brun  
Vinröd  
Limette  
Curacao  
Indian Summer  
Orchidee

1 x 1 st **150051**  
1 x 1 st **150053**  
1 x 1 st **150054**  
1 x 1 st **150055**

### Röntgenförkläde vuxen - Mavig

Dentalförkläde med kardborrlås i blygummi med ComforTex HPMF ytterhölje med hög komfort. Blyekvivalens: 0,50 mm



Nr 642 vuxen Limette (citrongul)

1 x 1 st **150060**

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## DIGITALA TILLBEHÖR

### Bildplattor Vistascan

#### Identitet Plus bildplatta - Dürr

Bildplatta betydligt mindre känslig mot yttre påverkan och repor. Märkning visar om bilden blivit exponerad felvänd, kan då vändas rätt i bildbehandlingsprogram. Identitetsmärkt (256 olika kombinationer). Unikt tillverkningsnummer med datum och tidpunkt. Försedd med en ram som gör det lättare att fastställa ytterkanterna.



Storlek 0+ , barn 2x3 cm.  
Storlek 2+, vuxen 3x4cm.

1 x 2 st **630300**  
1 x 4 st **630302**

#### VistaScan bildplattor - Dürr

Bildplattor som passar till Mini/Perio/Combi Plus modeller.



S0, barn 2x3 cm  
S1, barn förlängd 2x4 cm  
S2, vuxen 3x4 cm  
S3, vuxen 2.7x5.4 cm  
S4 5.7x7.6 cm

1 x 2 st **630305**  
1 x 2 st **630306**  
1 x 4 st **630307**  
1 x 2 st **630308**  
1 x 2 st **630309**

## Hållare för bildplattor

#### Trollbyte Kimera hållare till bildplattor

##### - Trollhätteplast

Plate Kit #2

Kit för helstatus

Innehåller: 3 olika hållare, 1 bitblock, 1 siktring.

Plate Blue #2

Refill för apikala frontbilder och stående bitewing

Innehåller: 3 hållare, 3 bitblock, 1siktring

Plate Red #2

Refill för liggande bitewing

Innehåller: 3 hållare, 1 siktring

Plate Yellow #2

Refill för apikala molarbilder och liggande bitewing

Innehåller: 3 hållare, 1 siktring



Kit 2  
blå 2  
röd 2  
gul 2

3 x 1 st **630522**  
1 x 3 st **630525**  
1 x 3 st **630528**  
1 x 3 st **630531**

#### Trollbyte Kimera Endo - Trollhätteplast

Plate Endo #2


Hållare till bildplatta. För filindikatorbilder. Klosens höjd garanterar att hållaren inte interfererar med filarna eller med kofferdamklammern. Även för ortoradiella bilder på implantat



Endo 2

1 x 2 st **630534**

# TrollByte Lynx



*En ny hållare  
för bildplattor.*




# TrollByte Kimera

*En hållare i ett stycke som har en stabil  
arm och en mjukare, flexibel klo.*

*Den stabila armen gör det enkelt att  
placera sensorn exakt. Den mjukare och  
flexibla klon gör det möjligt att finjustera  
passformen för att reducera risken att  
göra hål på sensorskyddet.*

*TrollByte Kimera Kit innehåller tre olika  
hållare, ett bitblock för apikala frontbilder  
samt en siktring. TrollByte Kimera finns för  
de flesta sensorer på marknaden idag.*

*Alla delar är fullt autoklaverbara.*



# TrollDental

[www.trolldental.com](http://www.trolldental.com)

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBeskrivning

FÖRPACKNING

ART.NR

## Skyddspåsar för bildplattor

### Orbis skyddspåse för bildplattor

Påsen försluts och öppnas enkelt och effektivt. Passar bildplattor Digora och VistaScan.



Storlek 0 2x3 cm	1 x 100 st	<b>630450</b>
Storlek 1 2x4 cm	1 x 100 st	<b>630451</b>
Storlek 2 3x4 cm	1 x 300 st	<b>630452</b>
Storlek 3 2,7x5,4 cm	1 x 100 st	<b>630453</b>
Storlek 4 5,7x7,5 cm ocklusal	1 x 100 st	<b>630454</b>

### Skyddspåse för VistaScan - Dürr

Skyddspåse med svart filmsida för bildplatta. Passar Mini/Perio/Combi Plus modeller.



<b>För bildplatta:</b>		
S0, 2 x 3 cm	1 x 100 st	<b>630320</b>
Stl S2, 3 x 4 cm	1 x 300 st	<b>630322</b>
Stl S3, 2,7 x 5,4 cm	1 x 100 st	<b>630323</b>
<b>För VistaScan Mini/Perio/CombiPlus:</b>		
S1 2 x 4 cm	1 x 100 st	<b>630321</b>
<b>För Vista Scan Mini/Combi Plus:</b>		
S4, 5,7 x 7,6 cm*	1 x 100 st	<b>630324</b>
<b>För Vista Scan Perio:</b>		
S4, 5,7 x 7,6 cm*	1 x 100 st	<b>630325</b>

### VistaScan skyddspåse med vit baksida

- Dürr

Hygienpåse för bildplattor. Smalare kant för enklare placering i hållaren. Vit baksida, syns tydligt då plattan är i munnen. Transparent (genomskinlig) framsida gör det möjligt att se storleken på platta och att den är rättvänd. Absolut tät förslutning, kortsidans ändar klistras samman utan vikning.



<b>Skyddspåse med vit filmsida:</b>		
För bildplatta S0, 2 x 3 cm, barn	1 x 100 st	<b>630330</b>
För bildplatta S2, 3 x 4 cm, vuxen	1 x 300 st	<b>630332</b>

## Kassetter för bildplattor

### VistaScan kassett Perio - Dürr

Kassett för bildplatta.



<b>För bildplatta:</b>		
S0, 2 x 3 cm	1 x 1 st	<b>630335</b>
S4, 5,7 x 7,6 cm, ocklusal	1 x 1 st	<b>630339</b>
S1, 2 x 4 cm	1 x 1 st	<b>630336</b>
S2, 3 x 4 cm	1 x 1 st	<b>630337</b>
S3, 2,7 x 5,4 cm, BW	1 x 1 st	<b>630338</b>

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Bildplattor - övriga tillbehör

### Orbis bitskydd

Bitskydd för bildplattor som passar Digora och VistaScan.



Stl 0 2x3 cm  
Nr 1 2x4 cm  
Nr 2 3x4 cm  
Nr 3 2,7x5,4 cm

1 x 200 st **MD117142**  
1 x 200 st **MD117143**  
1 x 200 st **MD117144**  
1 x 200 st **MD117145**

### Ocklusalt bitskydd - Dürr

Ocklusalt bitskydd S4. Passar bitplatta S4.



1 x 100 st **630351**

### VistaScanMini förvaringsbox - Dürr

Ställ/förvaringsbox med lock för bildplattor för VistaScanMini. Bildplattorna står stadigt och skyddat.



Förvaringsbox m lock

1 x 1 st **630354**

### VistaScan skyddsmatta - Dürr

Plockmatta för bildplattor. Skyddsmatta till samtliga utrustningar.



Skyddsmatta

1 x 1 st **630352**

### VistaScan desinfektionsduk - Dürr

Rengöringsduk för bildplattor. Engångs desinfektionsduk framtagen för rengöring av VistaScan bildplattor



Des.duk FD350

1 x 10 st **670151**

# RÖNTGENTILLBEHÖR

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### FD 350 desinfektionsduk - Dürr

Rengöringsduk med alkohol för rengöring av skyddspåse och bildplattans skyddshölje. *Dock ej själva bildplattan.* Storlek: 14x22 cm.

Även för ytdesinfektion av apparater, patientstolens huvudstöd, operationslampans handtag osv.

Inverkningsstid: 1 min

110 dukar/burk



Classic intro  
Classic refillfp  
Citron Introfp  
Citron refillfp

1 x 110 st **670091**  
1 x 110 st **670092**  
1 x 110 st **670093**  
1 x 110 st **670094**

## Sensorhållare

### Sensorhållare TrollByte Kimera

#### - Trollhätteplast

- Kimera Röd -3 röda hållare för liggande bitewing samt en siktring.
- Kimera blå. - 3 blå hållare för apikala frontbilder och stående bitewing. 3 bitblock samt en siktring.
- Kimera Gul - 3 gula hållare för apikala molarbilder samt en siktring.

Alla delar är autoklaverbara.



Röd 3105 HBW horisontal  
Blå 3105 VBW/AF  
Gul 4305 AMR apical

1 x 3 st **630510**  
1 x 3 st **630511**  
1 x 3 st **630512**

### Sensorhållare TrollByte Kimera

#### - Trollhätteplast

För filindikatorbilder: 2 olika hållare, 2 endoblock samt en siktring.

Blocken är spegelvända ett för höger överkäke / vänster underkäke, det andra för vänster överkäke / höger underkäke

Alla delar är autoklaverbara.



Endo 4305/3105

1 x 2 st **630515**

### Uni Grip 360 sensorhållare - Rinn

Universell engångshållare för sensorer. För alla indikationer, fabrikat och storlekar. Färgkodade positionslägen på hållaren.

Blå - anterior  
Gul - posterior  
Röd - bitewing



Uni Grip 360 sensorhållare universal Rinn

1 x 50 st **630291**

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Sensorhållare Tandråderiet

Omtyckt hållare, även kallad "Den svarta hållaren" finns i sex olika utföranden.

### Apikalbildhållare TR 101B

- Tandråderiet AB

Kort hållare för stående apikala bilder.

Sensor storlek 1 och 2. Passar: Dentalmind II och Digitaless MDX3.



Apikal, stående stl 2, svart

1 x 5 st **630439**

### Apikalbildhållare TR 105 - Tandråderiet AB

Hållare för liggande apikala bilder. Sensor storlek 2. Passar: Hamamatsu, Dentalmind, Dentalmind II, Planmeca ProSensor, Planmeca Dixi, Gendex GXS-700, EVA, Sirona, Fimet, MDX3, Sigma samt Schick CDR sladdsensor och WL.



Apikal, liggande stl 2, svart

1 x 5 st **630438**

### Sensorhållare Bitewing, stående - TR 104 - Tandråderiet AB

Bitewing hållare. För stående bilder. Passar följande sensorer storlek 2: Planmeca ProSensor, Planmeca Dixi, Hamamatsu, Dentalmind, Dentalmind II, Gendex GXS-700, Sirona Xios Plus, Sigma, Fimet, Schick CDR sladdsensor och WL, EVA.



Bitewing, stående, svart

1 x 5 st **630446**

Bitewing, stående, svart

1 x 10 st **630447**

### Sensorhållare Bitewing, liggande - TR 103 - Tandråderiet AB

Bitewing hållare. För liggande bilder. Passar följande sensorer storlek 2: Planmeca ProSensor, Planmeca Dixi, Hamamatsu, Dentalmind, Dentalmind II, Gendex GXS-700, Sirona Xios Plus, Sigma, Fimet, Schick CDR sladdsensor och WL, EVA.



Bitewing, liggande, svart

1 x 5 st **630444**

Bitewing, liggande, svart

1 x 10 st **630445**

### Sensorhållare Apikal, bred - TR 102

- Tandråderiet AB

Apikalhållare bred. För apikala bilder stående och liggande.

Passar följande sensorer: Planmeca ProSensor (# 0, 1, 2) (stående), Planmeca Dixi B1, B2 (stående), Hamamatsu, Dentalmind, Gendex GXS-700, Kodak (stående).



Apikal, bred, svart

1 x 5 st **630442**

### Sensorhållare Apikal, smal - TR 101

- Tandråderiet AB

Apikalhållare smal. För apikala bilder stående och liggande.

Passar följande sensorer: Planmeca ProSensor (# 0, 1, 2) Planmeca Dixi B2 (liggande), Gendex, Cygnus, E2V, Dentalmind II, Hamamatsu (nya), Sirona Xios Plus, Sigma, EVA.



Apikal, smal, svart

1 x 5 st **630440**

# RÖNTGENTILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Sensorskydd/-påsar

### Sensorskydd - Planmeca

Sensorskydd, engångs, i två storlekar.



B1, barn 4 x 22 cm  
B2, vuxen 6 x 22 cm

1 x 500 st **670400**  
1 x 300 st **670401**

### Orbis Sensorpåse

Sensorpåse för Planmeca ProSensor. Mjukt och tunt hygienskydd med flik. Patientvänlig



3,5 x 21cm  
4,0 x 21cm  
6,5 x 21cm

1 x 500 st **MD126029**  
1 x 500 st **MD126030**  
1 x 500 st **MD126031**

### Sensor Covers - Kerr

Sensorskydd, engångs, i 2 storlekar.



3.5 x 20.5 cm  
4 x 21 cm

1 x 500 st **670420**  
1 x 500 st **670421**

### TrollBag sensorpåse - Trollhätteplast

Sensorskydd för sensorstorlek #1.



Nr 1 - 3,6 x 22 cm

1 x 500 st **670402**

## Skydd för kamera

### Orbis Universal skyddspåse

Skyddspåse för intraoral kamera. Den speciella, mycket transparenta påsen ger högkvalitativa bilder med optimal och hygienisk hantering.



Storlek 5 x 23 cm

1 x 250 st **MD126040**



AVTRYCK

BORR & DIAMANT

ENDO

HYGIEN

INSTRUMENT

KIRURGI

KRONOR

ORTODONTI

PROFYLAX

PUTS & POLER

RÖNTGENTILL

SALIV & SUGRÖR

SPRUTOR & KA

TANDFYLLNAD

UTRUSTNING

A-Ö

SALIV & SUGRÖR

## SNABBINDEX

Salivsugar .....	392
Adaptrar .....	395
Filter & ansatser .....	396

# SALIV & SUGRÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## SALIVSUGAR

### SweFlex Salivsugar - DVT

Salivsug med mycket bra sugförmåga och effektiv tunghållare. Engångs.



SweFlex 2000

1 X 100 st

560069

### Spotnix aspiratorrör - DVT

Aspiratorrör. Längd 146 mm. Diam: 11 mm. Gul, styv plast. Utvikta, mjukt rundade kanter håller undan mjukvävnad. Slitsar i röret förhindrar fastsugning.



1 X 1000 st

560024

### Sugrör blå - Fluorplast

Blå raka vacuumsugrör, engångs. Diameter 11 mm.



Blå

1 x 100 st

560051

### Mirasuc View - Hager & Werken

Salivsugrör med inbyggd spegel. Rördiameter 16 mm - spegel nr 4 (utbytbar). Autoklaverbar. Ger ökad insyn, mer ljus och bättre arbetsställning. Rekommenderas såväl vid assistans som utan.



Fp: 10 sugar, 10 speglar

1 x 10 st

560025

### Orbis blå salivrör

Salivrör. Längd: 125 mm. Diameter: 6,5/4 mm. Rör av mjuk plast med invändig böjlig metalltråd. Raka, kan böjas till önskad form. Transparent blå. Avtagbar hätta.



Avtagbar klar hätta

1 x 1000 st

560092

### Orbis salivsug

Salivrör. Längd: 145 mm. Diameter: 6,5/4 mm. Rör av mjuk plast med invändig böjlig metalltråd. Raka, kan böjas till önskad form. Färg: transparent. Fast limmad vit hätta.



Transparent

1 x 100 st

560077

# SALIV & SUGRÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Orbis salivrör</b> Salivrör. Längd: 125 mm. Diameter: 6,5/4 mm. Rör av mjuk plast med invändig böjlig metalltråd. Raka, kan böjas till önskad form. Glasklar. Avtagbar eller fast limmad hätta.</p>	<p>Avtagbar klar hätta Limmad vit hätta</p>	<p>1 X 1000 st <b>560090</b> 1 X 1000 st <b>560091</b></p>
		
<p><b>Orbis Blå aspiratorrör</b> Aspiratorrör. Längd: 140 mm. Diameter: 11 mm med två S-klippta ändar. Tillverkad i miljövänlig polyetylen plast. Blå.</p>		<p>1 x 100 st <b>560030</b></p>
		
<p><b>Orbis Rainbow</b> Vacumrör. Autoklaverbara. Ljusblå. Rundade kanter. Diameter 10 mm.</p>		<p>1 x 100 st <b>560050</b></p>
		
<p><b>Aspiratorrör Petito - Dürr</b></p>	<p>11 mm grå 11 mm blå 16 mm grå 16 mm gul 16 mm rosa</p>	<p>1 X 5 st <b>560106</b> 1 X 5 st <b>560108</b> 1 X 5 st <b>560110</b> 1 X 5 st <b>560111</b> 1 X 5 st <b>560112</b></p>
		
<p><b>Aspiratorrör - Orsing AB</b> Längd 135 mm. Diam: 11 mm. Rakt rör med snedskurna ändar. Miljövänlig. Vit.</p>		<p>1 X 1000 st <b>560021</b></p>
		
<p><b>Hygovac aspiratorrör Standard - Orsing AB</b> S-klippt i ena änden, 45° vinkel i andra. Tillverkad i miljövänlig polyetylen plast. Vit.</p>		<p>1 x 100 st <b>560054</b></p>
		
<p><b>Hygovac Vent - Orsing AB</b> S-klippt i ena änden, 45° vinkel i andra och med ventilationshål. Tillverkad i miljövänlig polyetylen plast. Vit med blå ränder.</p>		<p>1 x 100 st <b>560053</b></p>
		

# SALIV & SUGRÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Hygotip - Orsing AB

Autoklaverbara tippor för aspiratorrör. För 11 mm diam. Kort vinkel, 3 cm. PP. Vit.



1 x 25 st **560057**

## Hygojet HJ25 - Orsing AB

Autoklaverbara tippor för aspiratorrör. För 11 mm diam. Lång vinkel, 5 cm. PP. Vit.



1 x 25 st **560058**

## Hygosurge HS 25 - Orsing AB

Autoklaverbara tippor för aspiratorrör med 11 mm diam. spetsmyrningen är endast 3,6 mm diam. PP. Vit.



1 x 25 st **560059**

## Hygosurge HS 25 XL - Orsing AB

Endo/kirurgisug. Passar till 11 mm system (för 16 mm används adapter H16). Längd 165 mm. Apex 3,6 mm. Autoklaverbar. För 2 mm diam. PP. Vit.



1 x 25 st **560037**

## Vinkelspets för aspiratorrör - Orsing AB

Hård plast med mjukt rundade kanter. Vinkel 45°, passar i alla rör med 8 mm innerdiameter. PE.



1 X 100 st **560022**

## Hygoformic U - Orsing AB

Rör av mjuk polyetylen/polypropylen plast (PE/PP) med invändig böjlig metalltråd. Vit, ställbar, 4 mm.



1 X 2000 st **560036**  
1 X 100 st **560034**

# SALIV & SUGRÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Hygoformic L1000 för barn - Orsing AB

Rör av mjuk polyetylen/polypropylen plast (PE/PP) med invändig böjlig metalltråd. Vit, ställbar, för barn.



1 X 1000 st **560035**

## LM-Multiseptor - LM Instruments

Med Multiseptor torrlägger man både lingualt och buccalt. Autoklaverbar. T ex vid restaurationsarbete, endodonti, ortodonti samt vid kron- och broarbete.

Kan lätt böjas till önskad form och är behaglig för patienten. Passar alla förekommande sugsystem.

Reservdelar separat = 5 slangar (40 cm) + fjäder.



LM 2020, 40 cm  
LM 2021, reservdelar

1 x 1 st **560060**  
1 x 5 st **560062**

## ADAPTRAR & ANSATSER

### Adapter för sugrör - Roeko

Koniska ansatser. Passar till 15 och 10-11,5 mm samt 6-6,5 mm sugrör. Autoklaverbar, ej kallsteriliserbar.



1 x 1 st **560040**

### Adapter för Hygoformic rör - Orsing AB

Mjukplast. Polyeten. Diam. 3,5 x 6,5 mm.



1 x 100 st **560041**

### Ansats för Hygoformic - Orsing AB






Autoklaverbar, hård adapter av Polyacetal (POM). H6,5, diam.6,5 mm.



H6,5

1 X 10 st **560043**

# SALIV & SUGRÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR				
<p><b>Adapter för Hygoformic - Orsing AB</b>                      Autoklaverbar, hård adapter av polypropylen (PP).                      H6, diam. 6,5 mm.                      H11, diam. 11 mm.</p>		H6 H11	1 X 10 st <b>560042</b> 1 X 10 st <b>560046</b>			
<p><b>Adapter Hygovac/Hygosurge XL - Orsing AB</b>                      H16. Adapter för Hygovac, Hygovac Vent och Hygosurge XL. Autoklaverbar. PP.</p>		H16	1 X 10 st <b>560052</b>			
<p><b>Sugadapter - Planmeca</b>                      Adapter, vit. Grov eller tunn.</p>		16 mm      grov 11 mm      tunn	1 X 1 st <b>560085</b> 1 X 1 st <b>560086</b>			
<p><b>FILTER</b></p>			<p><b>Filter NitraDem - Nitram Dental a/s</b>                      Utbytesfilter avjonisering NitraDem.</p>		Utbytesfilter	1 X 1 st <b>44750002</b>
<p><b>Filter för automatisk separertank - Dürr</b>                      Engångsfilter. Gul. Cylindrisk av plast. Längd: 7,7 cm (pinne 15 cm). Diameter: 3,7 cm. För slangset 7040 och 7068.</p>		Engångsfilter	1 X 12 st <b>560201</b>			

## SNABBINDEX

<b>Sprutor</b> .....	<b>398</b>
Cylinderampullsprutor .....	398
Engångs injektionsspruta .....	400
Spolsprutor .....	400
Sprutor intraligamentell anestesi .....	401
<b>Kanyler</b> .....	<b>402</b>
<b>Tillbehör</b> .....	<b>406</b>

# SPRUTOR & KANYLER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## SPRUTOR

### Cylinderampullsprutor

Alla våra millimetergångade kanyler passar i följande cylinderampullsprutor: Alvesta, Henke, ASA och Rönvig.

#### Dentsply Aspiject Injektionsspruta - Rönvig

Försedd med speciell kolvstång utformad att passa Dentsplys självspirerande ampuller.

- Xylocain Dental Adrenalin
- Citanest Dental Octapressin
- Carbocain Dental
- Xyloplyn Dental Adrenalin

Självspirerande utan att kolven måste dras tillbaka. Tillverkad i rostfritt stål och värmetålig plast.



Dentsply Aspiject

1 X 1 st **510014**

#### Aspiject injektionsspruta - Rönvig

Självspirerande injektionsspruta för anestesi. 1,8 mm. Antifrikationsbehandling av pistongen ger en optimal kontroll vid injicering. 5 års garanti.



Självasp. 1,8 mm

1 X 1 st **510015**

#### Cylinderampullspruta - Alvedental

Cylinderampullspruta med fästen för kanyler med millimeter- alternativt tumgångor. PYK mm/tum. Ansatsen skruvas på sprutans invändiga gångor.

Spruta kompl. m kolvstång f självspirering. Inkl. 1 st ansats 7/32 tum och 1 st ansats med mm-gänga. CE-märkt. Autoklaverbar.



Spruta komplett

1 x 1 st **510070**

#### Cylinderampullspruta - ASA Dental

Vikbar cylinderampullspruta med tumgrepp, försedd med fäste för kanyler med millimetergång. CE-märkt. Förkromad mässing. Adapter för tumgång köpes separat.

För cylinderampull 1.8 ml.



Vikbar cylinderampullspruta

1 x 1 st **510078**



# Nu kan du använda en stadig metallspruta med integrerad säkerhetsfunktion



Med Dandent® Danylen – ett säkert system  
med metallspruta, skyddshylsa och kanylborrtagare  
– kan du arbeta stadigare och säkrare.



Systemet är utvecklat enligt EU-direktiven för integrerad säkerhetsfunktion.  
Den specialtillverkade skyddshylsan är konstruerad med en integrerad låsfunktion  
som är permanent efter injektion.

# Dandent®

INREDNINGAR FÖR MEDICINSKA KRAV

[www.dandent.se](http://www.dandent.se) | 08-544 44 160

*Inredningar och dentalprodukter med hygien och ergonomi i fokus, tillverkade i Sverige.*

# SPRUTOR & KANYLER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Engångssprutor injektion

### Ultra Safety Plus - Septodont

Engångs injektionsspruta med integrerad kanyl och skyddscylindrar. Minimerad risk för stickskador.

Förpackningen innehåller: 100 st sterilförpackade kanyler, 1 st spruthandtag, 5 st extra silikonringar. Välj mellan:

- 27 G kort, orange, 0,4 x 25 mm
- 27G lång, gul, 0,4 x 35 mm
- 30G extra kort, lila, 0,3 x 10 mm
- 30G kort, blå, 0,3 x 25 mm



Förp. 27G kort  
Förp. 27G lång  
Förp. 30G x-kort  
Förp. 30G kort

Spruthandtag i plast  
Spruthandtag i rostfritt

1 X 100 st **510160**  
1 X 100 st **510161**  
1 X 100 st **510162**  
1 X 100 st **510163**  
  
1 X 1 st **510164**  
1 X 1 st **510165**

### Handtag för USP injektor UltraSafety-Plus - Septodont



1 X 1 st **MD129331**

## Spolsprutor

### Endospruta med kanyl - Covidien

Spolspruta, Brunswick, med specialutformad kanylspets. Sterilförpackad engångsspruta med kanyl, 3 ml för sköljning, spolning, desinficering av rotkanaler etc. Av polypropylen. Gul, tunn 27 x 1 1/4.



Spolspruta m kanyl, gul tunn 27G 0,4x32 mm

1 X 100 st **510004**

### Endospruta - Covidien

Spolspruta, Brunswick, med specialutformad kanylspets. Sterilförpackad engångsspruta med kanyl, 3 ml för sköljning, spolning, desinficering av rotkanaler etc. Av polypropylen. Orange, grov 23 x 1 1/4.



23G 32 mm

1 X 100 st **510010**

### Calasept irrigation LuerLock sprutor - Nordiska Dental

Tredelad spolspruta, 3 ml Luer lock fattade för engångsbruk. Färgkodade. Förpackningen innehåller 10 vita och 10 gröna spolsprutor.





3 ml 10 vita/10 gröna

1 X 20 st **510156**

# SPRUTOR & KANYLER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Calasept irrigation needle</b> - <i>Nordiska Dental</i></p> <p>Steril engångskanyl med dubbelsidig spoletteffekt. Den avrundade spetsen skyddar apex. Kanylen är gjord av rostfritt stål, böjbar, Luerlock fattning.</p>		<p>27G grå 0,40 x2 5 mm 1 X 40 st <b>510135</b> 31G lila 0,28 x 25 mm 1 X 40 st <b>510136</b></p>
<p><b>Spolspruta - Vista Dental</b></p> <p>Autoklaverbar spolspruta med gradering i millimeter och Luer lock fattning. Bekvämt fingergrepp förhindrar risken att slinta. Tillverkad i icke reflekterande polypropylen. Lämplig för bl.a kirurgisk spolning.</p>		<p>1,2 ml 1 x 100 st <b>510150</b> 3 ml 1 x 100 st <b>510151</b> 6 ml 1 x 100 st <b>510152</b> 12 ml 1 x 100 st <b>510153</b></p>
<p><b>Spolspruta - Aesculap</b></p> <p>Spruta utan kanyl, plast, med millimetergradering i engångsförpackning.</p>		<p>3 ml 1 x 100 st <b>610744</b> 5 ml 1 x 100 st <b>610746</b> 10 ml 1 x 100 st <b>610747</b> 20 ml 1 x 120 st <b>610748</b></p>
<p><b>Spolspruta steril - B.Braun Medical</b></p> <p>Transparent engångsspruta med tydlig svart markering. Kolv med dubbel tätning för långsam aspiration och injektion Latexfri. Luer Lock.</p>		<p>3 ml 100 X 1 st <b>MD105558</b> 5 ml 100 X 1 st <b>MD105559</b> 10 ml 100 X 1 st <b>MD105560</b> 20 ml 100 X 1 st <b>MD105561</b></p>
<p><b>Sprutor för intraligamentell anestesi</b></p>		<p>Spruta i rostfritt stål 1 x 1 st <b>510013</b> Plastcylinder 1 x 1 st <b>510017</b></p>

# SPRUTOR & KANYLER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Paroject - Rønvig</b> 1,8 ml/M6 Spruta för intraligamentell bedövning. Injicerar 0,06 ml per klick. Hållbar yta i syrafast rostfritt stål. Används med alla vanliga ampuller och kanyler.</p> 	Spruta i rostfritt stål	1 x 1 st <b>510022</b>
<p><b>Oraqix - Dentsply</b> Applikatorpenna avsedd för applicering av Oraqix periodentalgel. Pennan laddas genom att Oraqix ampullen skruvas fast i applikatorpennans främre del. Ampullens skydd avlägsnas, kanylen böjs i rätt läge för att lättare komma ner i tandköttsfickan vid applicering av Oraqix. Pennan är autoklaverbar. Efter autoklivering ska pennan åter ha rumstemperatur innan den används. <i>Applikatorpennan är inte gjord för användning med injicerbar lokalbedövning. Varning! Injicera inte Oraqix.</i></p> 	Applikatorpenna	1 x 1 st <b>510045</b>
<h2>KANYLER</h2>		
<p><b>VMK Endokanyl - Vedefar</b> VMK Endokanyl har en mycket tunn steril nål med en mjuk, rundad spets. Flexibel. Passar till alla vanliga LuerLock sprutor.</p> 	28G 0,35 x 25 mm	1 X 100 st <b>19426</b>
<p><b>Monoject endokanyl - Covidien</b> Steril, trubbig endokanyl. 27G (31,7 mm). Passar både vanlig och LuerLock fattning.</p> 	27G	4 X 25 st <b>510003</b>
<p><b>Appliceringskanyler - Nordiska Dental</b> Steril 21 G. Engångskanyl för bl a Oraqix och Duraphat. Plastansats med mm-gänga. Passar till icke självaspirerande cylinderampullspruta.</p> 	21G	1 x 100 st <b>510025</b>
<p><b>Orbis injektionskanyler</b> Silikonbehandlade engångskanyler med mil-limtergänga. Passar cylinderampullsprutor med ansats för engångskanyl. Sterilförpackade.</p> 	<p><b>mm-gängad engångskanyl:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>27G, kort 25 x 0,4 mm grön 1 x 100 st <b>510035</b></li> <li>27G, lång 35 x 0,4 mm lila 1 x 100 st <b>510036</b></li> <li>30G, kort 25 x 0,3 mm grön 1 x 100 st <b>510037</b></li> <li>30G, x-kort 12 x 0,3 mm rosa 1 x 100 st <b>510038</b></li> <li>30G, kort 21 x 0,3 mm röd 1 X 100 st <b>510039</b></li> </ul>	

# SPRUTOR & KANYLER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Orbis engångskanyl

Silikonbehandlade engångskanyler med tumgånga. Passar cylinderpullsprutor med ansats för engångskanyl. Sterilförpackade.



### Tumgångad engångskanyl:

27G - lång	35 x 0,4 mm	lila	1 X 100 st	<b>510057</b>
30G -x-kort	12 x 0,3 mm	lila	1 X 100 st	<b>510058</b>
30G -kort	21 x 0,3 mm	röd	1 X 100 st	<b>510059</b>

## Terumo injektionskanyl - Terumo

Sterilförpackad. Millimetergångad engångskanyl.



### Tumgångad engångskanyl:

27G, kort	21 mm	vit	1 x 100 st	<b>510050</b>
27G, lång	35 mm	vit	1 x 100 st	<b>510051</b>

### Millimeter-gångad engångskanyl:

27G, kort	21 mm	blå	1 x 100 st	<b>510052</b>
27G, lång	35 mm	blå	1 x 100 st	<b>510053</b>
30G, kort	21 mm	grön	1 x 100 st	<b>510054</b>
30G, kort	13 mm	blå	1 x 100 st	<b>510055</b>

## Sopira Carpule kanyl - Heraeus Kulzer

Engångskanyl. Sterilförpackad.



27G	0,4	38 mm	blå	1 x 100 st	<b>510029</b>
27G	0,4	25 mm	orange	1 x 100 st	<b>510032</b>
30G, kort	0,3	25 mm	grön	1 x 100 st	<b>510033</b>

### För intraligamentell bedövning:

30 G kort	16 mm	gul	1 x 100 st	<b>510030</b>
30 G x-kort	12 mm	gul	1 x 100 st	<b>510031</b>

## Sopira Carpule Free Flow - Heraeus Kulzer

Engångskanyl med förstordad innerdiameter, vilket minimerar sticksmärtan då injektionsvätskan penetrerar vävnaden på ett behagligare sätt. Millimetergångad.



30G	25 mm	0,3 mm	gul	1 X 100 st	<b>510067</b>
27G	25 mm	0,4 mm	grå	1 X 100 st	<b>510068</b>
27G	38 mm	0,4 mm	grå	1 X 100 st	<b>510069</b>

### För intraligamentell bedövning:

30G	12 mm	0,3 mm	gul	1 X 100 st	<b>510065</b>
30G	16 mm	0,3 mm	gul	1 X 100 st	<b>510066</b>

## Spolkanyler

### Calasept irrigation needle

- Nordiska Dental

Steril engångskanyl med dubbelsidig spoleffekt. Den avrundade spetsen skyddar apex. Kanylen är gjord av rostfritt stål, böjbar, Luerlock fattning.



27G	grå	0,40 x 25 mm	1 X 40 st	<b>510135</b>
31G	lila	0,28 x 25 mm	1 X 40 st	<b>510136</b>

### Spolkanyl Blunt needle - Tyco Health Care

Engångs spolkanyler till spolspruta. Med millimetergång.



19G	1,1 x 38,1 mm	1 X 25 st	<b>610741</b>
22G	0,7 x 38,1 mm	1 X 25 st	<b>610742</b>
23G	0,6 x 25,4 mm	1 X 25 st	<b>610743</b>

# SPRUTOR & KANYLER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Spolkanyl - Mediplast</b> Steril spolkanyl med Luerlockfattning, trubbig,	12G 2,0 x 70 mm grön	1 X 60 st <b>MD104668</b>
		
<b>Spolkanyl/öronsug - Mediplast</b> Spolkanyl/öronsug - förlängd spets. Tillverkad i metall med fattning i plast. 17G 1.4x70 mm.	17G 1,4 x 70 mm vit	1 X 60 st <b>MD104999</b>
		
<b>Spolkanyl - Covidien</b> Spolkanyl 21G. 0,8 x 25 mm. Trubbig kanyl med aluminiumfattning. Luerlock fattad.	21G 0,8 x 25 mm	1 x 25 st <b>510006</b>
		
<b>Terumo Neolus Spolkanyl - Terumo</b> Spolkanyl med luerlockfattning för engångsbruk. Färgkodade. Konisk design med tredubbel facettering.	27G 0,4 x 19 mm, grå 25G 0,5 x 25 mm, orange 23G 0,6 x 25 mm, blå 21G 0,8 x 40 mm, grön	100 X 1 st <b>MD102876</b> 100 X 1 st <b>MD101448</b> 100 X 1 st <b>MD101449</b> 100 X 1 st <b>MD101450</b>
		
<b>Appli-Vac - Vista Dental</b> Böjbar spolkanyl, slitsad och med öppningen på sidan av spetsen. Luer-lock fattning. Lämplig för spolning av rotkanaler, fickor och fistlar.	23 G blå 27 G gul 30 G lila	1 x 20 st <b>510120</b> 1 x 20 st <b>510121</b> 1 x 20 st <b>510122</b>
		
<b>Stropko - Vista Dental</b> Nickeltitan kanyl för spolning och sköljning. Slitsad med öppning på spetsens sida vilket ger en säkrare och mer kontrollerad sköljning. Böjbar och autoklaverbar.	30G kort 17 mm 30G lång 25 mm	1 x 6 st <b>510123</b> 1 x 6 st <b>510124</b>
		
<b>Kanyl 22G svart - Pulpdent</b> Svart förböjd pipettspets. Böjlig appliceringsspets i plast. 22G - 1/2"	22G 0,7 mm	1 X 75 st <b>510106</b>
		

# SPRUTOR & KANYLER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING		ART.NR
<p><b>Kanyl 19G - Pulpdent</b> Kanyl för flowmaterial, svart - böjd.</p> 	19G	1,1 x 13 mm	1 X 100 st <b>510118</b>
<p><b>Appli-Vac - Vista Dental</b> Böjbar kanyl med trubbig mjuk spets som bibehåller tillböjd form. Anpassad längd för fickor, fistlar och kirurgi behandling. Luer-lock fattning. Lämpad för applicering, aspirering samt spolning. Passar material som flytande komposit, etsmedel, resin, primer och liknande.</p> 	19 G 25 G	brun blå	1 x 20 st <b>510102</b> 1 x 20 st <b>510105</b>
<p><b>PreBent Tips - Vista Dental</b> Vinklad kanyl med trubbig spets. Luer-lock fattning. Den svarta opaka är speciellt lämpad för ljuskänsliga material, tex. flytande kompositer. Den blå är lämpad för t.ex. etsmaterial.</p> 	22 G 25 G	svart opak blå	1 x 100 st <b>510112</b> 1 x 100 st <b>510113</b>
<p><b>Sol-u-Flo - Vista Dental</b> Vinklad engångskanyl för optimal åtkomst. Designad för en kontrollerad applicering av de flesta preparat. Nylonborste i spetsen ger en bra spridning av materialet. Luer lock fattning. För lite mer lättflytande vätskor.</p> 	19 G	svart opak	1 x 20 st <b>510115</b>
<p><b>Stat-Flo - Vista Dental</b> Vinklad engångskanyl för optimal åtkomst. Mjuk borstspets gör applicering av material enklare och effektivare. Luer lock fattning. Spetsen i Polyeterborst sprider materialet effektivt och skyddar samtidigt mot att metallkanylen vidrör slemhinnan. För applicering och spridning av vätskor, geler och andra lösningar.</p> 	19 G	gul	1 x 20 st <b>510117</b>
<p><b>Flexi-Glide - Vista Dental</b> Böjbar engångskanyl. Luer lock fattning. Lämplig vid spolning, applicering och aspirering.</p> 	25 G 30 G	gul svart	1 X 20 st <b>510130</b> 1 x 20 st <b>510131</b>

# SPRUTOR & KANYLER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## TILLBEHÖR

### Kanylhylshållare

#### Conta Guard hållare - Rönvig

Stabil svart hållare, som används tillsammans med Conta Guard skyddsfolie.



Hållare svart  
Skyddsfolie för kanyler

1 X 1 st **510044**  
1 X 200 st **510043**

#### Miramatic Holder - Hager & Werken

Säkerhetshållare för kanyler och sprutor. Som Miramatic Holder Plus men utan låsmekanism. Stabil, väger 350 g.



1 x 1 st **510018**

#### Miramatic Holder Plus - Hager & Werken

Säkerhetshållare för kanyler. Försedd med låsmekanism som håller hylsan på plats. Minimerar risken för ofrivilliga stickskador. Manövreras med en hand vid av- och påsättning av kanylen. Tillverkad i rostfritt stål. Tung (220 g) och stabil. Autoklaver- och steriliserbar.



1 x 1 st **510012**

## Destruktor

#### Safety Container - Orsing AB

Plastburk om 2,2 liter med permanent och temporär förslutning, samt gaffelliknande konstruktion för avlägsnande av skärande föremål. För destruktion av riskavfall, sprutor, kanyler, skalpeller etc.



1 x 1 st **670024**

#### Safety Container - Berner

Destruktor för riskavfall. Rund eller fyrkantig plastburk.



0,6 liter      rund  
4 liter        fyrkantig

1 X 1 st **670075**  
1 X 1 st **670076**



## SNABBINDEX

<b>Dentinersättning</b> .....	408
<b>Prefabricerade kompositfasader</b> .....	408
<b>Keramik – Cerana</b> .....	409
<b>Kompositer</b> .....	409
Mikrohybrid komposit .....	412
Universalkomposit .....	414
Nanohybrid komposit.....	418
Posteriora kompositer .....	425
Kondenserbara kompositer.....	430
Kemiskt härdande kompositer .....	431
Pelaruppbyggnadsmaterial .....	431
Täckfärg .....	432
<b>Kompomermaterial</b> .....	432
<b>Glasjonomer för fyllnadsterapi</b> .....	433
<b>Ets</b> .....	440
<b>Bonding system</b> .....	441
<b>Dentinförsegling/Silan</b> .....	451
<b>Cement</b> .....	453
<b>Temporära fyllningsmaterial</b> .....	463
<b>Isolering</b> .....	468
<b>Provisoriska kron- &amp; bromaterial</b> .....	470

# TANDFYLLNING

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## DENTINERSÄTTNING

### Biodentine - Septodont

Dentinersättning. Biokompatibelt, bioaktivt material för alla indikationer med skadat dentin. Bevarar pulpans vitalitet och främjar en läkningsprocess. Fritt från föroreningar, pH12. Röntgenkontrasterande.



Kapslar

15 x 0,70 g

652790

## PREFABRICERADE KOMPOSITFASADER

### Compeer Basic System kit - Coltene

Prefabricerad nanohybrid skalfasad. Polymeriserat, laserbehandlat och röntgenopakt emaljskal. Anatomisk schablon för direkt skalfasadbehandling av en eller flera tänder.

**1304** Bassortiment kit innehåller:  
 överkäks set - 11, 12, 13, 21, 22, 23  
 underkäks set - 31, 32, 33, 41, 42, 43  
 1 upper M - Enamel Universal  
 1 upper L - Enamel Universal  
 1 upper M - Enamel White Opalescent  
 1 upper L - Enamel White Opalescent  
 1 lower M - Enamel Universal  
 1 lower M - Enamel White Opalescent  
 1 Accessory set - Material  
 1 Accessory set - Instrument

Intro Kit innehåller: (4 set "trea till trea")  
 1 set upper M Universal  
 1 set upper M WO  
 1 set upper L universal  
 1 set upper L WO  
 Instrument samt övriga tillbehör



System Kit 1304, 36 st  
 Intro Kit, 24 st

1 x 1 fp

653900

1 x 1 fp

653901

## KERAMIK

### Cerana klass II inlägg - Nordiska Dental

Prefabricerade keramiska inlägg av leucitförstärkt glaskeramik. Class II inläggen är formade för optimal approximal kontakt.



Small  
 Medium  
 Large  
 X-Large

10 st

651198

10 st

651192

10 st

651193

10 st

651194

### Cerana Standardinlägg Refill - Nordiska Dental

Runda standardinlägg. Indikation: Klass I, II, IV och V-kaviteter. 10 st härdningskoner medföljer varje refill.



Small  
 Medium  
 Large  
 X-Large

10 st

651177

10 st

651178

10 st

651179

10 st

651180

### Cerana Endo inlägg Refill - Nordiska Dental

Runda, standardinlägg i färg A3,5. Indikation: Förslutning av keramiska kronor. 10 st härdningskoner medföljer varje refill.



Large

10 st

651190

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## KOMPOSIT

### Orbi-HiFil kapsel

Ljushärdande, finpartikel hybridkomposit för samtliga kavitetindikationer. Röntgenopakt 240% Al. Hög translucens och utmärkt polerbarhet. Bra hanteringsegenskaper, klibbar inte till instrumentet.



PLT A1  
PLT A2  
PLT A3 20  
PLT A3,5

20 x 0,25 g **652701**  
20 x 0,25 g **652702**  
20 x 0,25 g **652703**  
20 x 0,25 g **652704**

### everX - GC

Fiberförstärkt komposit som ska användas som en dentinersättning i kombination med en vanlig universalkomposit. EverX Posterior är ett material för direkta kompositrestaurationer, företrädesvis i stora posteriora kaviteter. Observera att everX alltid ska täckas med ett lager ljushärdande universalkomposit för att få optimal estetik och slitstyrka.

- Ljushärdande/röntgenkontrasterande
- Armeringen med korta fibrer motverkar och förhindrar sprickbildning
- Brottstyrkan är högre än hos naturligt dentin och nära dubbel jmf med konventionell komposit
- Minimal horisontell krympning
- Kan härdas i ett skikt upp till 4-5 mm
- Kan kombineras med i princip alla förekommande bondingmaterial



Posterior Universal (transparent)

15 x 0,25 g **652782**

### G-aenial Anterior - GC

Universellt material för samtliga anteriora restaurationer. Utmärkt hanter-, skulpter- och polerbarhet. De fysikaliska egenskaperna ger en bra viskositet, god färgstabilitet samt bra röntgenkontrast. Tillverkas i 22 färger enligt Vita skalan.



Spruta A1  
Spruta A2  
Spruta A3  
Spruta A3,5  
Spruta A4  
Spruta B1  
Spruta B2  
Spruta B3  
Spruta C3  
Spruta CV  
Spruta CVD  
Spruta CVE

1 x 4,70 g **653301**  
1 x 4,70 g **653302**  
1 x 4,70 g **653303**  
1 x 4,70 g **653304**  
1 x 4,70 g **653305**  
1 x 4,70 g **653306**  
1 x 4,70 g **653307**  
1 x 4,70 g **653308**  
1 x 4,70 g **653309**  
1 x 4,70 g **653310**  
1 x 4,70 g **653311**  
1 x 4,70 g **653312**

### G-aenial Anterior - GC

Universellt material för samtliga anteriora restaurationer. Utmärkt hanter-, skulpter- och polerbarhet. De fysikaliska egenskaperna ger en bra viskositet, god färgstabilitet samt bra röntgenkontrast. Tillverkas i 22 färger enligt Vita skalan.



Spruta A02  
Spruta A03  
Spruta A04  
Spruta AE  
Spruta IE  
Spruta JE  
Spruta SE  
Spruta TE  
Spruta BW  
Spruta XBW

1 x 4,70 g **653313**  
1 x 4,70 g **653314**  
1 x 4,70 g **653315**  
1 x 4,70 g **653316**  
1 x 4,70 g **653317**  
1 x 4,70 g **653318**  
1 x 4,70 g **653319**  
1 x 4,70 g **653320**  
1 x 4,70 g **653321**  
1 x 4,70 g **653322**

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### G-aenial Posterior - GC

Universellt material för samtliga posteriora restaurationer. Utmärkt hanter-, skulpter- och polerbarhet. De fysikaliska egenskaperna ger en bra viskositet, god färgstabilitet samt bra röntgenkontrast.



Spruta P-A1	1 x 5,50 g	<b>653323</b>
Spruta P-A2	1 x 5,50 g	<b>653324</b>
Spruta P-A3	1 x 5,50 g	<b>653325</b>
Spruta P-A3.5	1 x 5,50 g	<b>653326</b>
Spruta P-IE	1 x 5,50 g	<b>653327</b>
Spruta P-JE	1 x 5,50 g	<b>653328</b>

### G-aenial - GC

Universellt material för samtliga anteriora restaurationer. Utmärkt hanter-, skulpter- och polerbarhet. De fysikaliska egenskaperna ger en bra viskositet, god färgstabilitet samt bra röntgenkontrast.

Tillverkas i 17 anteriora samt 2 posteriora färger.

Unitips Starter Kit - 7x5 kapslar.

Innehåll: A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE samt en färgskala.

Refill Anterior Unitips 20 x 0,28 g.



Starter Kit 35 st kapslar	1 x 1 fp	<b>652750</b>
Anterior A1	20 x 0,28 g	<b>652751</b>
Anterior A2	20 x 0,28 g	<b>652752</b>
Anterior A3	20 x 0,28 g	<b>652753</b>
Anterior A3,5	20 x 0,28 g	<b>652754</b>
Anterior A4	10 x 0,28 g	<b>652755</b>
Anterior B1	10 x 0,28 g	<b>652756</b>
Anterior B2	10 x 0,28 g	<b>652757</b>
Anterior B3	10 x 0,28 g	<b>652758</b>
Anterior C3	10 x 0,28 g	<b>652759</b>
Anterior BW	10 x 0,28 g	<b>652760</b>
Anterior CV	20 x 0,28 g	<b>652761</b>
Anterior CVD	10 x 0,28 g	<b>652762</b>
Anterior XBW	10 x 0,28 g	<b>652763</b>
Anterior A02	10 x 0,28 g	<b>652764</b>
Anterior A03	20 x 0,28 g	<b>652765</b>
Anterior A04	10 x 0,28 g	<b>652766</b>
Anterior AE	20 x 0,28 g	<b>652767</b>
Anterior IE	20 x 0,28 g	<b>652768</b>
Anterior JE	10 x 0,28 g	<b>652769</b>
Anterior SE	10 x 0,28 g	<b>652771</b>
Anterior TE	10 x 0,28 g	<b>652770</b>
Anterior CVE	10 x 0,28 g	<b>652772</b>

### G-aenial Posterior - GC

Universellt material för samtliga posteriora restaurationer.

Utmärkt hanter-, skulpter- och polerbarhet. De fysikaliska egenskaperna ger en bra viskositet, god färgstabilitet samt bra röntgenkontrast.



Posterior P-A1	20 x 0,33 g	<b>652773</b>
Posterior P-A2	20 x 0,33 g	<b>652774</b>
Posterior P-A3	20 x 0,28 g	<b>652775</b>
Posterior P-A3,5	20 x 0,28 g	<b>652776</b>
Posterior P-IE	20 x 0,33 g	<b>652777</b>
Posterior P-JE	20 x 0,33 g	<b>652778</b>

### G-aenial färgskala - GC

Komplett färgskala med både anteriora och posteriora färger.



G-aenial färgskala	1 x 1 st	<b>652779</b>
--------------------	----------	---------------

# KONSTEN ATT SKAPA FULLÄNDAD ESTETIK



Skönhet med en färg eller den totala fulländningen med flera färger  
med bestående estetiskt resultat.

## G-ænial Anterior från GC



ESTETIKEN BLIR  
ENKLARE MED GC  
**'GC'**

G-ænial Anterior är förstahandsvalet när du söker efter ett material som kan leva upp till dina patients estetiska önskemål. Eftersom materialet är lätt att använda och ger ett naturligt vackert resultat med bestående hög ytfinish, så blir detta helt naturligt ditt favoritmaterial. G-ænial Anterior ger dig lång bearbetningstid så att du hinner att konturera och skulptera fram den anatomiska och kosmetiska formen som krävs för estetiska behandlingar.

[www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)

GC NORDIC AB  
Tel. +46 8 410 344 90  
[info@nordic.gceurope.com](mailto:info@nordic.gceurope.com)  
<http://nordic.gceurope.com>

**'GC'**

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Micro Hybrid komposit

### Spectrum TPH Refillkompulser - Dentsply

Universalkomposit. Ljushärdande hybridkomposit. Fillerhalt 77 viktprocent. Fillerstorlek 0,4-5 µm. Medelstorlek < 1 µm.



#### Refill kapslar:

A1	20 x 0,25 g	<b>650870</b>
A2	20 x 0,25 g	<b>650871</b>
A3	20 x 0,25 g	<b>650872</b>
A3,5	20 x 0,25 g	<b>650873</b>
B1	20 x 0,25 g	<b>650874</b>
B2	20 x 0,25 g	<b>650875</b>
B3	20 x 0,25 g	<b>650876</b>
C2	20 x 0,25 g	<b>650877</b>
C3	20 x 0,25 g	<b>650878</b>
A4	10 x 0,25 g	<b>650879</b>
C4	10 x 0,25 g	<b>650883</b>
D3	10 x 0,25 g	<b>650884</b>
O-A2, opak	10 x 0,25 g	<b>650880</b>
O-A3,5, opak	10 x 0,25 g	<b>650881</b>
I-B1, incisal	10 x 0,25 g	<b>650882</b>

### Gradia Direct - GC

Ljushärdande mikrohybridkomposit för alla fyllningar, med mycket god estetik, kameleonteffekt. Hög putsbarhet, högt nötningsmotstånd, styrka och flexibilitet. Kan härddas med halogen-, plasma arc- eller LED lampor.



#### Posterior, kapsel

P-A2	20 x 0,28 g	<b>652431</b>
P-A3	20 x 0,28 g	<b>652432</b>
P-A3,5	20 x 0,28 g	<b>652433</b>

### Gradia Direct x kapslar - GC

Anterior och posterior komposit med förbättrad radiopacitet. Nya prepolymeriserade nanofillers ökar röntgenkontrasten. Ett tillägg till Gradia Direct.



X-A1	20 x 0,30 g	<b>652460</b>
X-A2	20 x 0,30 g	<b>652461</b>
X-A3	20 x 0,30 g	<b>652462</b>
X-A3,5	20 x 0,30 g	<b>652463</b>
X-A02	10 x 0,24 g	<b>652465</b>

### Venus PLT refill - Heraeus Kulzer

PLT kapslar. Förpackningar: 2 x 10 x 0,25 g respektive 1 x 10 x 0,25 g.



#### Refill kapslar:

A1	20 x 0,25 g	<b>651701</b>
A2	20 x 0,25 g	<b>651702</b>
A2,5	20 x 0,25 g	<b>651703</b>
A3	20 x 0,25 g	<b>651704</b>
A3,5	20 x 0,25 g	<b>651705</b>
B2	20 x 0,25 g	<b>651709</b>
C2	20 x 0,25 g	<b>651711</b>
OA2	20 x 0,25 g	<b>651716</b>
A4	10 x 0,25 g	<b>651706</b>
A5	10 x 0,25 g	<b>651707</b>
C3	10 x 0,25 g	<b>651712</b>
C4	10 x 0,25 g	<b>651713</b>
D2	10 x 0,25 g	<b>651714</b>
D3	10 x 0,25 g	<b>651715</b>
OA3	10 x 0,25 g	<b>651717</b>
OA3,5	10 x 0,25 g	<b>651718</b>
OB2	10 x 0,25 g	<b>651719</b>
OC3	10 x 0,25 g	<b>651720</b>
OD2	10 x 0,25 g	<b>651721</b>

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Charisma Sprutor - Heraeus Kulzer

Universal finpartikel hybridkomposit för anteriora och posteriora fyllningar klass I-V. Mikroglasfiller ger god färgadaptation. Fluoravgivande.



#### Refill sprutor:

A1	1 x 4 g	650910
<b>Refill sprutor:</b>		
A2	1 x 4 g	650911
A3	1 x 4 g	650912
A 3,5	1 x 4 g	650913
A4	1 x 4 g	650914
B1	1 x 4 g	650915
B2	1 x 4 g	650916
B3	1 x 4 g	650917
C2	1 x 4 g	650918
C3	1 x 4 g	650919
C4	1 x 4 g	650920
D3	1 x 4 g	650921

### Charisma PLT Refill - Heraeus Kulzer

Universal finpartikel hybridkomposit för anteriora och posteriora fyllningar klass I-V. Mikroglasfiller ger god färgadaptation. Fluoravgivande. 18 färger.

Färg A1-D3 = Förpackning 2 x 10 st x 0,25 g.

Färg OA2-Super Light = Förpackning 1 x 10 st x 0,25 g.



#### Kapslar:

A1	20 x 0,25 g	650970
A2	20 x 0,25 g	650971
A3	20 x 0,25 g	650972
A3,5	20 x 0,25 g	650973
A4	20 x 0,25 g	650974
B1	20 x 0,25 g	650975
B2	20 x 0,25 g	650976
B3	20 x 0,25 g	650977
C2	20 x 0,25 g	650978
C3	20 x 0,25 g	650979
C4	20 x 0,25 g	650980
D3	20 x 0,25 g	650981

#### Kapslar:

OA2	10 x 0,25 g	650982
-----	-------------	--------

#### Kapslar:

OA3	10 x 0,25 g	650983
OA3,5	10 x 0,25 g	650984
OB2	10 x 0,25 g	650985
Superlight	10 x 0,25 g	650987

### Tetric Cavifill refill - Ivoclar Vivadent

Tetric i kapsel (Cavifill). Utmärkta hanteringsegenskaper och hög röntgenkontrast 400% Al. Mindre känsligt för omgivande ljus, kortare härdningstid (från 40 till 20 sekunder). Färgkodade kapslar.



A1	20 x 0,20 g	641101
A2	20 x 0,20 g	641102
A3	20 x 0,20 g	641103
A3,5	20 x 0,20 g	641104
A4	20 x 0,20 g	641105
B2	20 x 0,20 g	641106
B3	20 x 0,20 g	641107
Dentin A3,5	20 x 0,20 g	641108
BW (Basic White)	60 x 0,20 g	641110

### Heliomolar RO - Ivoclar Vivadent

Ljushärdande mikrofillkomposit. Hög abrasionsresistens. Kontinuerlig fluoravgivning.

Indikationer: Universalkomposit för alla tänder. Passar alla fyllningar, utom där belastning blir kraftig.



#### Refill kapslar:

110/A1/20	20 x 0,25 g	640400
140/A2/22	20 x 0,25 g	640401
210/A3/U	20 x 0,25 g	640402
340/A4/24	20 x 0,25 g	640404
410/D3/35	20 x 0,25 g	640405
440/D4/32	20 x 0,25 g	640406
510/C3/36	20 x 0,25 g	640407

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Herculite XRV Unidose - Kerr

Ljushärdande small-particle hybridkomposit enligt VITA-färgskalan för klass I-V.

Fillerhalt: 78 viktsprocent. Fillerstorlek: 0,6µ

Förpackning: förfyllda kapslar, 20 x 0,25 g.



#### Refill kapslar:

Emaljfärg A1	20 x 0,25 g	<b>650841</b>
Emaljfärg A2	20 x 0,25 g	<b>650842</b>
Emaljfärg A3	20 x 0,25 g	<b>650843</b>
Emaljfärg A3,5	20 x 0,25 g	<b>650844</b>
Emaljfärg A4	20 x 0,25 g	<b>650845</b>
Emaljfärg B1	20 x 0,25 g	<b>650846</b>
Emaljfärg B2	20 x 0,25 g	<b>650847</b>
Emaljfärg B3	20 x 0,25 g	<b>650848</b>
Emaljfärg B4	20 x 0,25 g	<b>650849</b>
Emaljfärg C1	20 x 0,25 g	<b>650850</b>
Emaljfärg C2	20 x 0,25 g	<b>650851</b>
Emaljfärg C3	20 x 0,25 g	<b>650852</b>
Emaljfärg C4	20 x 0,25 g	<b>650853</b>
Emaljfärg D2	20 x 0,25 g	<b>650854</b>
Emaljfärg D3	20 x 0,25 g	<b>650855</b>
Emaljfärg D4	20 x 0,25 g	<b>650856</b>

### ANA NORM Aesthetics - Nordiska Dental

Ljushärdande hybridkomposit för hög estetik med unikt färgsystem. För anteriora och posteriora fyllningar klass I-V. Röntgenkontrast.

Silaniserat bariumglas 74,2%, pyrogen kiselsyra silaniserat 2,8% i en matris av BIS-GMA, TEDMA och UDMA. Organiskt fillerinnehåll 77 vikt-%. Fillerstorlek ca 0,7 µ.

ANA etsgel - se under Ets.

ANA Single Bond - se under Bonding.



#### Refill Kapslar:

Universal	20 x 0,30 g	<b>651121</b>
Translucent	10 x 0,30 g	<b>651122</b>
White	10 x 0,30 g	<b>651123</b>
Yellow	10 x 0,30 g	<b>651124</b>
Brown	10 x 0,30 g	<b>651125</b>
Grey	10 x 0,30 g	<b>651126</b>
Färgskala	1 x 1 st	<b>651127</b>

### Amaris Gingiva Set - Voco

Tandköttsfärgad ljushärdande komposit (rosa). Tre blandningsbara opaker och en basfärg.

Set: 1 x 4 g spruta basfärg natur och 3 x 1,2 g spruta opak (white, light, dark).



Set	1 x 1 fp	<b>652355</b>
Basfärg natur(rosa)	1 x 4 g	<b>652356</b>

## Universalkomposit

### Z-100 MP Kapslar - 3M ESPE

Ljushärdande universalkomposit, non-hybrid med 84 vikt% filler, medelstorlek 0,6-0,7µ, maxstorlek 4µ. Röntgenkontrasterande. Färger enl. vanligaste färgsystemet.

Individuellt folieförpackade kapslar. Hållbarhet 3 år. Utgångsdatum på varje kuvert.

Insereringspistol - se Kompositsprutor.



#### Refill kapslar:

A1	18 x 0,2 g	<b>651403</b>
A2	18 x 0,2 g	<b>651391</b>
A3	18 x 0,2 g	<b>651392</b>
A3,5	18 x 0,2 g	<b>651393</b>
A4	18 x 0,2 g	<b>651394</b>



#### Refill kapslar:

B2	9 x 0,2 g	<b>651406</b>
----	-----------	---------------

#### Refill kapslar:

B3	9 x 0,2 g	<b>651407</b>
C2	9 x 0,2 g	<b>651408</b>
Pedo	9 x 0,2 g	<b>651413</b>
Cervical yellow	9 x 0,2 g	<b>651415</b>
UD, Universal Dentin	9 x 0,2 g	<b>651418</b>



# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Filtek Z-250 kapslar - 3M ESPE

Ljushärdande universalkomposit för alla typer av ersättningar. 20 sek. härdningstid (jämför Z100 = 40 sek).

Fillermängd 79,6 vikts%. Genomsnittstorlek filler 0,62 µ.

Röntgenkontrasterande. Färger enligt vanligaste färgsystemet.



### Kapslar

A1	20 x 0,2 g	<b>651580</b>
<b>Kapslar</b>		
A2	20 x 0,2 g	<b>651581</b>
A3	20 x 0,2 g	<b>651582</b>
A3,5	20 x 0,2 g	<b>651583</b>
A4	20 x 0,2 g	<b>651584</b>
B1	20 x 0,2 g	<b>651586</b>
B2	20 x 0,2 g	<b>651587</b>
B3	20 x 0,2 g	<b>651588</b>
C2	20 x 0,2 g	<b>651589</b>
C4	20 x 0,2 g	<b>651591</b>
D3	20 x 0,20 g	<b>651592</b>
I, Incisal	20 x 0,2 g	<b>651593</b>
UD, Universal Dentin	20 x 0,2 g	<b>651594</b>

### Filtek Z-250 Sprutor - 3M ESPE

Ljushärdande universalkomposit för alla typer av ersättningar. 20 sek. härdningstid (jämför Z100 = 40 sek).

Fillermängd 79,6 vikts%. Genomsnittstorlek filler 0,62 µ.

Röntgenkontrasterande. Färger enligt vanligaste färgsystemet.

Förpackning: Spruta 1 x 4 g.



### Spruta

A1	1 x 4 g	<b>651560</b>
<b>Spruta</b>		
A2	1 x 4 g	<b>651561</b>
A3	1 x 4 g	<b>651562</b>
A3,5	1 x 4 g	<b>651563</b>
A4	1 x 4 g	<b>651564</b>
B1	1 x 4 g	<b>651566</b>
B2	1 x 4 g	<b>651567</b>
B3	1 x 4 g	<b>651568</b>
C2	1 x 4 g	<b>651569</b>
D3	1 x 4 g	<b>651572</b>
I, Incisal	1 x 4 g	<b>651573</b>
UD, Universal Dentin	1 x 4 g	<b>651574</b>

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Filtex Supreme XTE Universal Restorative - 3M ESPE

Ljushärdande universalkomposit med röntgenkontrast. Nu kompletterad med nya färger och opaciteter. Starkare med mer hållbar puts och högre polerbarhet. Enklare att välja färg, färgkodning efter opacitet, bättre märkning på burk och kapsel. Nytt färghjul. Styrka som en hybrid. 4 opaciteter (dentin, body, emalj och translucent).

Dentinfärg = D

Bodyfärg (huvudfärg) = B

Emaljfärg = E



### Dentinfärg kapslar refill

A1D	10 x 0,20 g	653010
A2D	10 x 0,20 g	653011
A3D	10 x 0,20 g	653012
A4D	10 x 0,20 g	653013
B3D	10 x 0,20 g	653014
C4D	10 x 0,20 g	653015
WD	10 x 0,20 g	653016

### Bodyfärg kapslar refill

A1B	20 x 0,20 g	653020
A2B	20 x 0,20 g	653021
A3B	20 x 0,20 g	653022
A3,5B	20 x 0,20 g	653023
A4B	20 x 0,20 g	653024
A6B	20 x 0,20 g	653025
B1B	20 x 0,20 g	653026
B2B	20 x 0,20 g	653027
B3B	20 x 0,20 g	653028
B5B	20 x 0,20 g	653029
C1B	20 x 0,20 g	653030
C2B	20 x 0,20 g	653031
C3B	20 x 0,20 g	653032
D2B	20 x 0,20 g	653033
D3B	20 x 0,20 g	653034
WB	20 x 0,20 g	653035
XWB	20 x 0,20 g	653036

### Emaljfärg kapslar, refill

A1E	10 x 0,20 g	653040
A2E	10 x 0,20 g	653041
A3E	10 x 0,20 g	653042
B1E	10 x 0,20 g	653043
B2E	10 x 0,20 g	653044
D2E	10 x 0,20 g	653045
WE	10 x 0,20 g	653046
XWE	10 x 0,20 g	653047

Clear Translucent	10 x 0,20 g	653048
Blue Translucent	10 x 0,20 g	653049
Grey Translucent	10 x 0,20 g	653050
Amber Translucent	10 x 0,20 g	653051

## Grandio SO - Voco

Komposit för både anteriort och posteriort bruk. Levereras i kapsel á 0.25 g. 16 bra färger med naturlig opacitet. Mjuk konsistens, hög ljusstabilitet och enkel höggglanspolering.



SO caps A1	16 x 0,25 g	653140
SO caps A2	16 x 0,25 g	653141
SO caps A3	16 x 0,25 g	653142
SO caps A3,5	16 x 0,25 g	653144
SO caps A4	16 x 0,25 g	653145
SO caps VC A5	16 x 0,25 g	653146
SO caps B2	16 x 0,25 g	653148
SO caps B3	16 x 0,25 g	653149
SO caps C2	16 x 0,25 g	653150
SO caps D3	16 x 0,25 g	653151
SO - OA2	16 x 0,25 g	653153

# Naturen kan äntligen matchas!

Reflectys, perfekt återspeglning av den naturliga tanden

## REFLECTYS

Ny nanohybrid komposit för anteriora och posteriora restaurationer

- Internationella referenser inom estetik
- Efterliknar den naturliga tanden
- Finns i 16 färger, i kapslar, spruta och som flytande komposit
- Abrasions- och nötningsresistens som naturlig emalj
- Utmärkt konsistens, klibbar inte fast på spateln



Beställ ett prov gratis!  
**Tel. 08 676 54 10**

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Nanohybridkompositer

### Orbi-HiFil Supreme

Ljushärdande nanohybrid komposit för samtliga kavitetsindikationer.



PLT A1	20 x 0,25 g	<b>652730</b>
PLT A2	20 x 0,25 g	<b>652731</b>
PLT A3	20 x 0,25 g	<b>652732</b>
PLT A3,5	20 x 0,25 g	<b>652733</b>
PLT B2	20 x 0,25 g	<b>652734</b>
PLT C3	20 x 0,25 g	<b>652736</b>

### Orbi-HiFil Supreme

Skrivsprit. Ljushärdande nano-hybrid komposit för samtliga kavitetsindikationer.



A1	1 x 4 g	<b>652740</b>
A2	1 x 4 g	<b>652741</b>
A3	1 x 4 g	<b>652742</b>
A3.5	1 x 4 g	<b>652743</b>
B2	1 x 4 g	<b>652744</b>
C3	1 x 4 g	<b>652745</b>

### Reflectys - Itena

Ljushärdande anterior och posterior nanohybridkomposit. Hög abrasionsresistens, bra estetiska egenskaper, 13 färger. Lätt att applicera, klibbar inte. Innehåller fluor och är radiopakt.



Refill A1 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653410</b>
Refill A2 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653411</b>
Refill A3 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653412</b>
Refill A3,5 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653413</b>
Refill A4 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653414</b>
Refill B1 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653415</b>
Refill B2 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653416</b>
Refill B3 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653417</b>
Refill C2 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653418</b>
Refill C3 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653419</b>
Refill D3 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653420</b>
Refill A20 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653421</b>
Refill A30 kapslar	20 x 0,25 g	<b>653422</b>

### Ceram x Mono Plus starterkit - Dentsply DeTrey

Nanokeramisk hybridkomposit för anteriora och posteriora fyllningar. Mycket hög estetik. Indikationer: Universalkomposit, idealisk för posteriora fyllningar klass III och V. Enskiktssystem med translucenta färger.



Starter Kit inkl tillbehör	40 x 0,25 g	<b>652120</b>
----------------------------	-------------	---------------

### Ceram x Mono Plus refill - Dentsply

Nanokeramisk hybridkomposit för anteriora och posteriora fyllningar. Mycket hög estetik. I kapsel.

Indikationer: Universalkomposit, idealisk för posteriora fyllningar klass III och V. Enskiktssystem med 7 translucenta färger.



<b>Kapslar refill:</b>		
M1	20 x 0,25 g	<b>652122</b>
M2	20 x 0,25 g	<b>652123</b>
M3	20 x 0,25 g	<b>652124</b>
M4	20 x 0,25 g	<b>652125</b>
M5	20 x 0,25 g	<b>652126</b>
M6	20 x 0,25 g	<b>652127</b>
M7	20 x 0,25 g	<b>652128</b>

### Ceram x Duo starterkit - Dentsply DeTrey

Nanokeramisk hybridkomposit för anteriora och posteriora fyllningar. Mycket hög estetik. Indikationer: Universalkomposit, idealisk för synliga fyllningar. Ett 2-skiktssystem för att kombinera de olika optiska egenskaperna hos dentin och emalj.



Starter Kit inkl tillbehör	40 x 0,25 g	<b>652121</b>
----------------------------	-------------	---------------

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Ceram x Duo refill - Dentsply</b> Nanokeramisk hybridkomposit för anteriora och posteriora fyllningar. Mycket hög estetik. I kapsel.</p> <p>Indikationer: Universalkomposit, idealisk för synliga fyllningar. Färger i två olika opaciteter, totalt 7 färger plus en blekfärg. Ett 2-skiktssystem för att kombinera de olika optiska egenskaperna hos dentin och emalj. Med 4 dentinfärger och 3 emalj färger täcks hela VITA-skalan.</p>		<p>Dentin D1 20 x 0,25 g <b>652130</b></p> <p>Dentin D2 20 x 0,25 g <b>652131</b></p> <p>Dentin D3 20 x 0,25 g <b>652132</b></p> <p>Dentin D4 20 x 0,25 g <b>652133</b></p> <p>Dentin DB 20 x 0,25 g <b>652134</b></p> <p>Emalj E1 20 x 0,25 g <b>652135</b></p> <p>Emalj E2 20 x 0,25 g <b>652136</b></p> <p>Emalj E3 20 x 0,25 g <b>652137</b></p>
<p><b>Venus Pearl - Heraeus Kulzer</b> Ljushärdande, röntgenopak nanohybridkomposit. Används både anteriort och posteriort. Bra estetik med hög lyster. Krämig, klubbfri konsistens och god skulpterbarhet. 27 färger, levereras i kapsel.</p>		<p>A1 20 x 0,20 g <b>653220</b></p> <p>A2 20 x 0,20 g <b>653221</b></p> <p>HKA2,5 20 x 0,20 g <b>653223</b></p> <p>A3 20 x 0,20 g <b>653224</b></p> <p>A3,5 20 x 0,20 g <b>653225</b></p> <p>A4 20 x 0,20 g <b>653226</b></p> <p>HKA5 20 x 0,20 g <b>653227</b></p> <p>B1 20 x 0,20 g <b>653228</b></p> <p>B2 20 x 0,20 g <b>653229</b></p> <p>B3 20 x 0,20 g <b>653230</b></p> <p>C1 20 x 0,20 g <b>653231</b></p> <p>C2 20 x 0,20 g <b>653232</b></p> <p>C3 20 x 0,20 g <b>653233</b></p> <p>D3 20 x 0,20 g <b>653234</b></p>
<p><b>Venus Pearl dentinfärger - Heraeus Kulzer</b> Opaka dentinfärger i kapslar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opaque light chromatic OLC</li> <li>• Opaque medium chromatic OMC</li> <li>• Opaque dark chromatic ODC</li> <li>• Opaque dark, extra dark chromatic OXDC</li> </ul> <p>Incisalfärger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CL - Clear</li> <li>• AM - Amber</li> <li>• CO - Clear opaque</li> <li>• YO - Yellow opaque</li> </ul> <p>Blekfärger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OB - Opaque bleach</li> <li>• BL - Bleach light</li> <li>• BXL - Bleach Xtra light</li> </ul>		<p>OLC 10 x 0,20 g <b>653236</b></p> <p>OMC 10 x 0,20 g <b>653237</b></p> <p>ODC 10 x 0,20 g <b>653238</b></p> <p>OXDC 10 x 0,20 g <b>653239</b></p> <p>CL 10 x 0,20 g <b>653243</b></p> <p>AM 10 x 0,20 g <b>653244</b></p> <p>CO 10 x 0,20 g <b>653245</b></p> <p>YO 10 x 0,20 g <b>653246</b></p> <p>GUM 10 x 0,20 g <b>653247</b></p> <p>CORE 10 x 0,30 g <b>653248</b></p> <p>OB 10 x 0,20 g <b>653240</b></p> <p>BL 10 x 0,20 g <b>653241</b></p> <p>BXL 10 x 0,20 g <b>653242</b></p>
<p><b>Venus Family färgskala - Heraeus Kulzer</b></p>		<p>Venus Family färgskala 1 x 1 st <b>653250</b></p>

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Venus Diamond PLT - Heraeus Kulzer

Nanohybrid komposit. Ett ljushärdande material med minimal krympning (ca 1.5%), höggglansyta, hög elasticitet; hög ythårdhet. Passar de flesta av marknadens bondingmaterial. 21 färger enligt Vita-skalan samt två egna färger A2.5 och A5. Levereras i PLT kapslar.



A1	20 x 0,25 g	652901
A2	20 x 0,25 g	652902
A2,5 HK	20 x 0,25 g	652903
A3	20 x 0,25 g	652904
A3,5	20 x 0,25 g	652905
A4	10 x 0,25 g	652906
A5 HK	10 x 0,25 g	652907
B1	20 x 0,25 g	652908
B2	20 x 0,25 g	652909
B3	10 x 0,25 g	652910
C2	20 x 0,25 g	652911
C3	10 x 0,25 g	652912
D3	10 x 0,25 g	652913
OD	20 x 0,25 g	652914
OL	10 x 0,25 g	652915
OM	20 x 0,25 g	652916
BL	10 x 0,25 g	652917
BXL	10 x 0,25 g	652918
CL	10 x 0,25 g	652919
OLC Chromatic	10 x 0,25 g	652896
OMC Chromatic	10 x 0,25 g	652897
ODC Chromatic	10 x 0,25 g	652898
OXDC Chromatic kapslar	10 x 0,25 g	652899

### Venus Diamond - Heraeus Kulzer

Spruta.



A2	1 x 4 g	652931
A2,5	1 x 4 g	652932
A3	1 x 4 g	652933
A3,5	1 x 4 g	652934
C2	1 x 4 g	652940
C3	1 x 4 g	652941

### IPS Empress Direct Color - Ivoclar Vivadent

Ljushärdande karaktäriseringsmaterial för direkta och indirekta restaurationer. Kan appliceras både på komposit - eller CAD/CAM-tillverkade restaurationer. Optimal färgmatchning. Jämn och slät konsistens. Lätt att applicera. Förhöjd maskeringsseffekt - högre innehåll av färgpigment.



Vit	1 x 1 g	MD124934
Honungsgul	1 x 1 g	MD124935
Blå	1 x 1 g	MD124936
Lila	1 x 1 g	MD124937
Ockra	1 x 1 g	MD124938
Brun	1 x 1 g	MD124939
Grå	1 x 1 g	MD124940
Opaque sortiment	1 x 1 fp	MD124933

Sortimentet innehåller: IPS Empress Direct Color 7 x 1g , vit, honungsgul, ockra, brun, lila, blå, grå samt 1x1,8g IPS Empress Direct Opaque.

### IPS färgskala - Ivoclar Vivadent

IPS Natural Die Material Färgskala. En färgskala som möjliggör ett optimalt urval av Die-färgerna efter preparation.



Die Material färgskala	1 x 1 st	57570
------------------------	----------	-------

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### IPS Empress Direct Cavifil - Ivoclar

#### Vivadent

Komposit, ljushärdande universal högestetisk för både anteriora och posteriora restaurationer. Bra hanteringsegenskaper, enkel okomplicerad applicering, verklighetsnära färger och en mycket god polerbarhet.



Basic Kit

80 x 0,20 g **641120**

#### Dentinfärg

A1

10 x 0,20 g **641121**

A2

10 x 0,20 g **641122**

A3

10 x 0,20 g **641123**

A3,5

10 x 0,20 g **641124**

A4

10 x 0,20 g **641125**

OVA6

10 x 0,20 g **641126**

IVA6

10 x 0,20 g **641127**

Bi

10 x 0,20 g **641128**

B2

10 x 0,20 g **641129**

C3

10 x 0,20 g **641130**

D2

10 x 0,20 g **641131**

BL-L

10 x 0,20 g **641132**

BL-XL

10 x 0,20 g **641133**

#### Emaljfärg

A1

10 x 0,20 g **641134**

A2

10 x 0,20 g **641135**

A3

10 x 0,20 g **641136**

A3,5

10 x 0,20 g **641137**

A4

10 x 0,20 g **641138**

B1

10 x 0,20 g **641139**

B2

10 x 0,20 g **641140**

B3

10 x 0,20 g **641141**

B4

10 x 0,20 g **641142**

C1

10 x 0,20 g **641143**

C2

10 x 0,20 g **641144**

C3

10 x 0,20 g **641145**

D2

10 x 0,20 g **641146**

D3

10 x 0,20 g **641147**

BL-L

10 x 0,20 g **641148**

BL-XL

10 x 0,20 g **641149**

#### Övrigt

Translucent 20

10 x 0,20 g **641150**

Translucent 30

10 x 0,20 g **641151**

Opal

10 x 0,20 g **641152**

Färgskala Dentin

1 x 1 st **641155**

Färgskala Emalj

1 x 1 st **641156**

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Tetric EvoCeram Refill - Ivoclar Vivadent

Ljushärdande, radiopak nanohybrid i refillkapslar. Universalkomposit för anteriort och posteriort bruk. Materialet består av tre olika nanopartiklar: filler, pigment och modifier.



### Kapslar refill:

A1	20 x 0,20 g	641005
A2	20 x 0,20 g	641006
A3	20 x 0,20 g	641007
A3,5	20 x 0,20 g	641008
A4	20 x 0,20 g	641009
B1	20 x 0,20 g	641010
B2	20 x 0,20 g	641011
B3	20 x 0,20 g	641012
C1	20 x 0,20 g	641014
C2	20 x 0,20 g	641015
C3	20 x 0,20 g	641016
D2	20 x 0,20 g	641018
D3	20 x 0,20 g	641019
T	20 x 0,20 g	641021
A3,5 Dentin	20 x 0,20 g	641022
A4 Dentin	20 x 0,20 g	641023
B2 Dentin	20 x 0,20 g	641024
A2 Dentin	20 x 0,20 g	641025
Bleach M	20 x 0,20 g	641027
Bleach I	20 x 0,20 g	641028
Bleach L	20 x 0,20 g	641029
Bleach XL	20 x 0,20 g	641030

Färgskala Tetric EvoCeram 1 x 1 st 641031

## Filtek Z500 sprutor - 3M ESPE

Universal nanohybridkomposit. Bra hanterings-egenskaper och minskad retention till instrument. Finns i 9 färger enligt Vitapan klassiska färgguide. Passar till indikationer som direkta och indirekta anteriora och posteriora restaurationer och pelaruppbyggnad.



A1	1 x 3 g	653355
A2	1 x 3 g	653356
A3	1 x 3 g	653357
A3,5	1 x 3 g	653358
A4	1 x 3 g	653359
B2	1 x 3 g	653360
C2	1 x 3 g	653361
D2	1 x 3 g	653362
0A3	1 x 3 g	653363

## Filtek Z500 kapslar - 3M ESPE

Refillkapslar. Universal nanohybridkomposit. Bra hanterings-egenskaper och minskad retention till instrument.

Finns i 9 färger enligt Vitapan klassiska färgguide. Passar till indikationer som direkta och indirekta anteriora och posteriora restaurationer och pelaruppbyggnad.



A1	20 x 0,20 g	653341
A2	20 x 0,20 g	653342
A3	20 x 0,20 g	653343
A3,5	20 x 0,20 g	653344
A4	20 x 0,20 g	653345
B2	20 x 0,20 g	653346
C2	20 x 0,20 g	653347
D2	20 x 0,20 g	653348
0A3	20 x 0,20 g	653349

## Bulk Fill komposit

### SDR - Dentsply

Flytande posterior komposit med 4 millimeters härdningsdjup. Kapslar med förlängd spets för enklare applicering. Kan kombineras med de flesta konventionella adhesiver och komposit. Universalfärg. Ampull.



Kapslar	15 x 0,25 g	652115
Eco pack	50 x 0,25 g	652116



# Framtidens komposit-teknologi

Tillgänglig *redan idag!*



## Den *snabba posteriora* kompositen

- **Bulkrestauration** på upp till 4 mm tack vare den nya fotoinitiatorn, Ivocerin®
- **Låg krympning** och låg krympningsstress ger god kantanslutning
- **Skulpterbar konsistens**, utökad arbetstid under operationsbelysning



### Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Bulkfyllnads-kompositen



Upplev *framtidens komposit*  
med Ivocerin:  
[www.ivoclarvivadent.com/bulkfill\\_en](http://www.ivoclarvivadent.com/bulkfill_en)



[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Ivoclar Vivadent AB

Dalvägen 14 | 169 56 Solna | Tel: 08 - 514 93 930 | [info@ivoclarvivadent.se](mailto:info@ivoclarvivadent.se)

ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Venus Bulk Fill - Heraeus Kulzer</b> Flytande komposit för posteriora underfyllningar. Kan appliceras och ljushärdas i upp till 4 mm lager utan skiktning. Har en låg härdningsstress.</p>		<p>Spruta PLT</p> <p>1 x 1,80 g <b>652990</b> 10 x 0,20 g <b>652991</b></p>
<p>I kapsel alternativt spruta.</p>		
<p><b>Tetric EvoCeram Bulk Fill - Ivoclar Vivadent</b> Ljushärdande, radiopak, nanohybrid komposit för posterior användning. Ett material, ett skikt, kan byggas upp till 4 mm. Enkelt att skulptera och polera, inget sista lager med annan komposit. Har ett lågt minimerat stresskrympningsvärde.</p>		<p>IVA (A2-A3) <b>641096</b> IVB (B1-B2) <b>641097</b> IVW <b>641098</b></p> <p>1 x 3 g 1 x 3 g 1 x 3 g</p>
<p>Sprutor.</p>		
<p><b>Tetric EvoCeram Bulk Fill - Ivoclar Vivadent</b> Ljushärdande, radiopak, nanohybrid komposit för posterior användning. Ett material, ett skikt, kan byggas upp till 4 mm. Enkelt att skulptera och polera, inget sista lager med annan komposit. Har ett lågt minimerat stresskrympningsvärde.</p>		<p>IVA(A2-A3) <b>641090</b> IVB (B1-B2) <b>641091</b> IVW <b>641092</b></p> <p>20 x 0,20 g 20 x 0,20 g 20 x 0,20 g</p>
<p>Cavifill (kapslar).</p>		
<p><b>Filtek Bulk Fill Flow spruta - 3M ESPE</b> Flytande posterior komposit. Enkel att hantera och applicera, 4 mm härdjup reducerar behovet av stegvis skiktning. Lägre stressvärden, mycket bra kantanslutning. Finns att tillgå i spruta alternativt förfyllda kapslar.</p>		<p>A1 spruta <b>653115</b> A2 spruta <b>653116</b> FiA3 spruta <b>653117</b> Universal spruta <b>653118</b> Kanyler 19G <b>653120</b></p> <p>2 x 2 g 2 x 2 g 2 x 2 g 2 x 2 g 1 x 20 st</p>
<p><b>Filtek Bulk Fill Flow kapslar - 3M ESPE</b> Flytande posterior komposit. Enkel att hantera och applicera, 4 mm härdjup reducerar behovet av stegvis skiktning. Lägre stressvärden, mycket bra kantanslutning. Finns att tillgå i spruta alternativt förfyllda kapslar.</p>		<p>A1 kapslar <b>653125</b> A2 kapslar <b>653126</b> A3 kapslar <b>653127</b> Universal kapslar <b>653128</b></p> <p>15 x 0,20 g 15 x 0,20 g 15 x 0,20 g 15 x 0,20 g</p>
<p><b>SonicFill Unidose - Kerr</b> Komposit för SonicFill System. Unidose refill.</p>		<p>A1 <b>652035</b> A2 <b>652036</b> A3 <b>652037</b> B1 <b>652040</b></p> <p>20 x 0,30 g 20 x 0,30 g 20 x 0,30 g 20 x 0,30 g</p>

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>X-tra base - Voco</b></p> <p>Flytande komposit posteriora restaurationer. Självtjämnande, bra finish och polerbarhet, behöver inte kompletteras med annat material. En enda färg. Hög röntgenkontrast, låg krympnings-spänning.</p> <p>Spruta eller kapsel.</p>		<p>Kapslar universal Spruta universal</p> <p>48 x 0,25 g <b>653201</b> 6 x 2 g <b>653205</b></p>	
<p><b>Posteriora komposit</b></p>	<p><b>QuiXfil kapslar - Dentsply</b></p> <p>Ljushärdande komposit lämplig för posteriora fyllningar. Ljushärdas i 4 mm lager i 10 sekunder. En universalfärg. Kapslar.</p>		<p>Kapslar refill</p> <p>20 x 0,28 g <b>651631</b></p>
<p><b>Tetric Ceram HB - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Ljushärdande högviskös komposit. För restaurationer posteriort och i det primära bettet. Med röntgenkontrast.</p>		<p><b>Kapslar refill</b></p> <p>140/A2 210/A3 210/A3,5</p> <p>20 x 0,25 g <b>640512</b> 20 x 0,25 g <b>640513</b> 20 x 0,25 g <b>640514</b></p>	
<p><b>Flytande komposit</b></p>	<p><b>Orbi Flow sprutor</b></p> <p>Flytande finpartikel hybrid komposit. Ljushärdande, röntgenopakt. Refill, spruta.</p>		<p>A1 spruta A2 spruta A3 spruta A3,5 spruta</p> <p>2 x 2 g <b>652721</b> 2 x 2 g <b>652722</b> 2 x 2 g <b>652723</b> 2 x 2 g <b>652724</b></p>
<p><b>Orbi Flow sprutor</b></p> <p>Flytande finpartikel hybrid komposit. Ljushärdande, röntgenopakt. Refill, spruta.</p>		<p>A1 spruta A2 spruta A3 spruta A3,5 spruta</p> <p>2 x 2 g <b>652721</b> 2 x 2 g <b>652722</b> 2 x 2 g <b>652723</b> 2 x 2 g <b>652724</b></p>	
<p><b>Orbi Flow blandningsspetsar</b></p> <p>Refillspetsar till Orbi-Flow spruta.</p>		<p>Blandningsspetsar</p> <p>1 x 20 st <b>652726</b></p>	

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Reflectys Flow - Itena

Flytande ljushärdande anterior och posterior nanohybrid komposit. Hög abrasionsresistens, bra estetiska egenskaper 6 färger. Lätt att applicera, klibbar inte. Innehåller fluor och är radiopakt.



Refill A1 spruta	1 x 2 g	<b>653430</b>
Refill A2 spruta	1 x 2 g	<b>653431</b>
Refill A3 spruta	1 x 2 g	<b>653432</b>
Refill A3,5 spruta	1 x 2 g	<b>653433</b>
Refill B2 spruta	1 x 2 g	<b>653434</b>
Refill B3 spruta	1 x 2 g	<b>653435</b>

### X-Flow kapslar refill - Dentsply

Flytande komposit med röntgenkontrast. I kapsel med metallkanyl. Indikationer: Små kaviteter och kavitetliner.



#### Refill kapslar:

A2	16 x 0,25 g	<b>652102</b>
A3	16 x 0,25 g	<b>652103</b>
A4	16 x 0,25 g	<b>652105</b>
B1	16 x 0,25 g	<b>652106</b>
C2	16 x 0,25 g	<b>652110</b>
TL Translucent	16 x 0,25 g	<b>652112</b>
O-A3	16 x 0,25 g	<b>652113</b>

### LuxaFlow Star - DMG

Ljushärdande, röntgenkontrasterande flytande komposit  
Indikationer: klass III, IV, V, underfyllning samt reparation av temporära material. Refillspruta samt 10 appliceringskanyler.



A1	2 x 1,50 g	<b>652860</b>
A2	2 x 1,50 g	<b>652861</b>
A3	2 x 1,50 g	<b>652862</b>
A3,5	2 x 1,50 g	<b>652863</b>
B1	2 x 1,50 g	<b>652864</b>

### G Aenial Universal Flo - GC

Flytbar komposit med speciella egenskaper. Optimal flytbarhet i kombination med anpassade tixotropa egenskaper, trots hög fillerhalt. Röntgenkontrasterande. Brett användningsområde, kan användas i samtliga kaviteter (klass I-V).



Spruta A1	1 x 3,40 g	<b>652540</b>
Spruta A2	1 x 3,40 g	<b>652541</b>
Spruta A3	1 x 3,40 g	<b>652542</b>
Spruta A3,5	1 x 3,40 g	<b>652543</b>
Spruta A4	1 x 3,40 g	<b>652544</b>
Spruta B1	1 x 3,40 g	<b>652545</b>
Spruta B2	1 x 3,40 g	<b>652546</b>
Spruta B3	1 x 3,40 g	<b>652547</b>
Spruta C3	1 x 3,40 g	<b>652548</b>
Spruta A02	1 x 3,40 g	<b>652549</b>
Spruta A03	1 x 3,40 g	<b>652550</b>
Spruta BW	1 x 3,40 g	<b>652551</b>
Spruta CV	1 x 3,40 g	<b>652552</b>
Spruta JE	1 x 3,40 g	<b>652553</b>
Spruta AE	1 x 3,40 g	<b>652554</b>
Blandningsspets	1 x 30 st	<b>652557</b>

### G Aenial Flo - GC

Lätthanterad, röntgenkontrasterande flytande komposit. Hög vätkhet möjliggör en bättre adaptation till kavitetväggen samt minimerar risken för luftinneslutningar. Utmärkt som liner, vid tunnelpreparationer, små defekter och vid fissurförsegling.



Spruta A1	1 x 3,80 g	<b>652530</b>
Spruta A2	1 x 3,80 g	<b>652531</b>
Spruta A3	1 x 3,80 g	<b>652532</b>
Spruta A3,5	1 x 3,80 g	<b>652533</b>
Spruta A4	1 x 3,80 g	<b>652534</b>
Spruta A02	1 x 3,80 g	<b>652535</b>
Spruta A03	1 x 3,80 g	<b>652536</b>

# KONSTEN ATT SKAPA ESTETIK MED FLYTBAR KOMPOSIT



Från den minsta Klass V  
till den största Klass II

**G-ænial Universal Flo™ från GC**



ESTETIKEN BLIR  
ENKLARE MED GC  
**'GC'**

En världsledande flytbar komposit med exceptionell styrka, putsbarhet, och användbarhet. Kan därför användas till alla kompositarbeten.

G-ænial Universal Flo adapterar perfekt till djupa och trånga kaviteter, men är samtidigt starkt nog till att användas på ocklusalytor. Tack vare materialets flytbarhet och unika tixotropa egenskaper så blir G-ænial Universal Flo valet vid alla svårare fall där du inte vill kompromissa mellan hanterbarhet och styrka.

[www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)








**GC NORDIC AB**

Tel. +46 8 410 344 90

[info@nordic.gceurope.com](mailto:info@nordic.gceurope.com)

<http://nordic.gceurope.com>

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Venus Flow - Heraeus</b></p> <p>Flytande ljushärdande, radiopak microhybrid komposit i spruta, för anteriora och posteriora restaurationer. Den låga viscositeten medger en optimal vätning av tandstrukturen. Färgerna matchar Venus färgspektra. Många användningsområden - fissurförsegling, Klass V fyllningar, mindre invasiva klass I och II fyllningar i områden ej relaterade till tuggytor, minimala invasiva klass III fyllningar, mindre kontur och färg justering på emalj och dentin m.m. Refillspruta samt 5 tippar.</p>	 <p>A1 A2 A2,5 A3 A3,5</p>	<p>1 x 1,80 g <b>650950</b> 1 x 1,80 g <b>650951</b> 1 x 1,80 g <b>650952</b> 1 x 1,80 g <b>650953</b> 1 x 1,80 g <b>650954</b></p>
<p><b>Venus Diamond Flow - Heraeus</b></p> <p>Ljushärdande flytbar nanohybrid komposit för hög estetik. Utmärkta hanteringsegenskaper och hållbar ytfinish. Mycket god röntgenkontrast. Sprutor.</p>	 <p>Sortiment, spruta A1 spruta A2 spruta A2,5HK spruta A3 spruta A3,5 spruta A4 spruta A5 spruta Baseliner spruta</p>	<p>4 x 1,80 g <b>652959</b> 1 x 1,80 g <b>652960</b> 1 x 1,80 g <b>652961</b> 1 x 1,80 g <b>652962</b> 1 x 1,80 g <b>652963</b> 1 x 1,80 g <b>652964</b> 1 x 1,80 g <b>652965</b> 1 x 1,80 g <b>652966</b> 1 x 1,80 g <b>652971</b></p>
<p><b>Venus Diamond Flow - Heraeus</b></p> <p>Flytande nanohybrid komposit. Kapslar. Indikationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissur försegling</li> <li>• Liner - som underfyllning vid klass I och II fyllningar</li> <li>• Klass V fyllningar</li> <li>• Minimala invasiva klass I och II fyllningar i områden ej utsatta för påbitning</li> <li>• Mindre direkta och indirekta restaurationer i kombination med bonding</li> <li>• Splitning av mobila tänder</li> </ul>	 <p>PLT A2 PLT HK A2,5 PLT A1 PLT A3 PLT A4 PLT B2 PLT OM PLT CL PLT BXL PLT Baseliner</p>	<p>20 x 0,20 g <b>652976</b> 20 x 0,20 g <b>652977</b> 20 x 0,20 g <b>652975</b> 20 x 0,20 g <b>652978</b> 20 x 0,20 g <b>652980</b> 20 x 0,20 g <b>652982</b> 20 x 0,20 g <b>652983</b> 20 x 0,20 g <b>652984</b> 20 x 0,20 g <b>652985</b> 20 x 0,20 g <b>652986</b></p>
<p><b>Charisma Flow Refillsprutor - Heraeus</b></p> <p><b>Kulzer</b></p> <p>Flytande ljushärdande, radiopak hybrid komposit i spruta, för anteriora och posteriora restaurationer. Den låga viscositeten förenklar och möjliggör en optimal åtkomst av tandstrukturen. Färgerna matchar Charismas färgspectrum. Många användningsområden - fissurförsegling, Klass V fyllningar, mindre invasiva klass I och II fyllningar i områden ej relaterade till tuggytor, minimala invasiva klass III fyllningar, mindre kontur och färg justering på emalj och dentin, försegling av endodontibehandlade tänder mm.</p>	 <p>Refill spruta inkl 5 tippar: A1 A2 A3 A3,5 B2 B3 Baseliner OA2 OA4</p>	<p>1 x 1,80 g <b>650931</b> 1 x 1,80 g <b>650932</b> 1 x 1,80 g <b>650933</b> 1 x 1,80 g <b>650934</b> 1 x 1,80 g <b>650936</b> 1 x 1,80 g <b>650937</b> 1 x 1,80 g <b>650938</b> 1 x 1,80 g <b>650939</b> 1 x 1,80 g <b>650940</b></p>
<p><b>IPS Empress Direct Flow - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Ljushärdande, flytande effektmaterial för kompositrestaurationer. Luer-lock spruta med smal, vinklad kanyl 0,9 mm.</p>	 <p>Opak spruta Bleach XL spruta Trans Opal spruta Trans 30 spruta</p>	<p>1 x 1,80 g <b>641159</b> 1 x 1,80 g <b>641160</b> 1 x 1,80 g <b>641161</b> 1 x 1,80 g <b>641162</b></p>

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Tetric Evo Flow - Ivoclar Vivadent

Nano optimerad flytande komposit med hög röntgenkontrast (350% AL). Kan användas som layer under kompositfyllningar, till mindre kaviteter och vid klass V fyllningar. När in i svåråtkomliga områden. Poleras lätt till högljans och har en tandlik finish.



#### Refill spruta

A1	1 x 2 g	<b>641060</b>
A2	1 x 2 g	<b>641061</b>
A3	1 x 2 g	<b>641062</b>
A3, 5	1 x 2 g	<b>641063</b>
A4	1 x 2 g	<b>641064</b>
B3	1 x 2 g	<b>641065</b>
T	1 x 2 g	<b>641066</b>
A3, 5 Dentin	1 x 2 g	<b>641067</b>
Bleach XL	1 x 2 g	<b>641068</b>
Bleach L	1 x 2 g	<b>641069</b>

#### Kanyler Luerlock:

Kanyl 0,9 mm svart	20 x 1 st	<b>641074</b>
Kanyl 0,9 mm svart	20 x 1 st	<b>641076</b>

### Tetric Evo Flow Cavifill - Ivoclar Vivadent

Nano optimerad flytande komposit med hög röntgenkontrast (350% AL). Kan användas som layer under kompositfyllningar, till mindre kaviteter och vid klass V fyllningar. När in i svåråtkomliga områden. Poleras lätt till högljans och har en tandlik finish. Kapslar.



A1	20 x 0,20 g	<b>641080</b>
A2	20 x 0,20 g	<b>641081</b>
A3	20 x 0,20 g	<b>641082</b>
A3,5	20 x 0,20 g	<b>641083</b>
A4	20 x 0,20 g	<b>641084</b>
B3	20 x 0,20 g	<b>641085</b>
T	20 x 0,20 g	<b>641086</b>

### Revolution Formula 2 - Kerr

Flytande ljushärdande hybridkomposit som följer VITA skalan. Fillerhalt 58 vikt-% bariumglasfiller samt tillsats av glasjonomerfiller. Fillerstorlek i genomsnitt 1 micron.

Indikationer: Klass III, IV, V restaurationer, porslinsreparation, små ocklusaler, fissurförsegling, cementering av keramik och kompositfasader, incisal abrasion, pelaruppbyggnad.

Förpackning: spruta med applikationsspets för direkt inserering i preparationen.



#### Refill i spruta + 20 spetsar

A1	1 x 4 g	<b>651840</b>
A2	1 x 4 g	<b>651841</b>
A3	1 x 4 g	<b>651842</b>
A3,5	1 x 4 g	<b>651843</b>
A4	1 x 4 g	<b>651844</b>
B2	1 x 4 g	<b>651846</b>
B3	1 x 4 g	<b>651847</b>
G2 (gingival)	1 x 4 g	<b>651857</b>
C2	1 x 4 g	<b>651850</b>
C3	1 x 4 g	<b>651851</b>
C4	1 x 4 g	<b>651852</b>
Incisal ljus	1 x 4 g	<b>651858</b>
Universal opak	1 x 4 g	<b>651859</b>
Vit/opak	1 x 4 g	<b>651860</b>

### Revolution Applikationsspetsar - Kerr

Svarta applikationsspetsar.



1 x 100 st **651861**

# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Filtek Supreme XTE Flow - 3M ESPE

Flytande komposit, ljushärdande med röntgenkontrast. För både anteriora och posteriora restaurationer. Mycket hög ytfinish. Ny färgskala förenklar färgvalet. Tydlig märkning på sprutan.



A1 spruta	2 x 2 g	<b>653101</b>
A2 spruta	2 x 2 g	<b>653102</b>
A3 spruta	2 x 2 g	<b>653103</b>
A3,5 spruta	2 x 2 g	<b>653104</b>
A4 spruta	2 x 2 g	<b>653105</b>
B1 spruta	1 x 2 g	<b>653106</b>
B2 spruta	1 x 2 g	<b>653107</b>
C2 spruta	1 x 2 g	<b>653108</b>
D2 spruta	1 x 2 g	<b>653109</b>
OA3 spruta	1 x 2 g	<b>653110</b>
W spruta	1 x 2 g	<b>653111</b>
XW spruta	1 x 2 g	<b>653112</b>

### Grandio Flow - Voco

Flytande nanohybrid komposit i spruta. Optimal flytförmåga utan att droppa. Hög andel filler 80 vikts %.



A1 spruta	2 x 2 g	<b>652238</b>
A2 spruta	2 x 2 g	<b>652239</b>
A3 spruta	2 x 2 g	<b>652240</b>
A3,5 spruta	2 x 2 g	<b>652241</b>
A4 spruta	2 x 2 g	<b>652242</b>
B1 spruta	2 x 2 g	<b>652243</b>
B2 spruta	2 x 2 g	<b>652244</b>
C2 spruta	2 x 2 g	<b>652245</b>
D2 spruta	2 x 2 g	<b>652246</b>
OA2 spruta	2 x 2 g	<b>652247</b>
WO spruta	2 x 2 g	<b>652248</b>

### Grandio SO Heavy Flow - Voco

Högviskös flytande komposit med hög fillerhalt 83 viktsprocent. Ökad materialstabilitet motverkar läckage. Levereras i spruta.



A1 spruta	2 x 2 g	<b>653180</b>
A2 spruta	2 x 2 g	<b>653181</b>
A3 spruta	2 x 2 g	<b>653182</b>
A3,5 spruta	2 x 2 g	<b>653183</b>
A4 spruta	2 x 2 g	<b>653184</b>
VC A5 spruta	2 x 2 g	<b>653185</b>
B2 spruta	2 x 2 g	<b>653186</b>
OA2 spruta	2 x 2 g	<b>653187</b>
WO spruta	2 x 2 g	<b>653189</b>

## Kondenserbar komposit

### Filtek P60 - 3M ESPE

Ljushärdande packningsbart fyllningsmaterial, för posteriora indikationer. Med röntgenkontrast.



<b>Refill spruta</b>		
A3	1 x 4 g	<b>651541</b>
B2	1 x 4 g	<b>651542</b>



# TANDFYLLNING/KOMPOSIT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Kemiskt härdande komposit

### CR Hybrid - Centrix

Kemiskt härdande hybridkomposit. Härdningstid 2-3 min. Röntgenkontrasterande. Bas, katalysator, blandningsblock och spatlar.



Sats

2 x 25 g

651308

## Pelarpuppbyggnadsmaterial

### Encore SuperCure - Centrix

Ljushärdande pelarpuppbyggnadsmaterial (komposit) i förfyllda kapslar.



Natur/dentinfärg

30 x 0,50 g

651327

### ParaCore - Coltène

Dualhärdande komposit för pelarpuppbyggnad, i Automixpatron. Avger fluor och är radiopakt. Total arbetstid 4 min.

Introkit: 25 ml dentinfärg, 1 dispenser, 20 blandningsspetsar, 20 intraorala tappar, 2,5 ml Etchant Gel S, 3 ml Adhesiv conditioner A, 3 ml Adhesiv conditioner B, 10 st Pelarformar + tillbehör.



Introkit

1 x 1 fp

640354

#### Refiller:

Vit 25 ml, 20 blandningsspetsar, 20 intraorala tappar

1 x 1 fp

640355

Dentinfärg 25 ml, 20 blandningsspetsar, 20 intraorala tappar

1 x 1 fp

640356

Vit, 20 blandningsspetsar, intraorala tappar

2 x 5 ml

640357

Dentinfärg, 20 blandningsspetsar, intraorala tappar

2 x 5 ml

640358

### LuxaCore Dual - DMG

Dualhärdande komposit för pelarpuppbyggnad samt cementering av rotstift, i Automix- eller Smartmix förpackning.



#### Automix

Färg A3, 35 blandnings-spetsar, 35 intraorala tappar

1 x 50 g

652850

#### Smartmix dubbelsprutor

Färg A3, 20 blandnings-spetsar, 20 intraorala tappar

2 x 9 g

652855

Färg blå, 20 blandnings-spetsar, 20 intraorala tappar

2 x 9 g

652856

# TANDFYLLNING/KOMPOMER

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Rebilda DC - Voco

Dualhärdande flytbart kompositsystem för pelaruppbyggnad. QuickMix spruta 10 g dentinfärg samt blandningsspetsar och intraorala tippar.



Dentinfärg spruta

1 x 10 g

**652370**

### Rebilda - Voco

Självhärdande flytbart kompositsystem för pelaruppbyggnad. Dentinfärg i Automixampull samt blandningsspetsar.



Dentinfärg

1 x 50 g

**652382**

### Täckfärg

#### Kolor Plus - Kerr

Komposit som döljer metall och andra typer av missfärgningar. Flaska.



Opak A3

1 x 2 ml

**651095**

## KOMPOMERMATERIAL

### Dyract Flow Refill - Dentsply

Ljushärdande flytande kompomermaterial. Förpackning: 2 sprutor samt 25 appliceringskanyler.



A2

2 x 1,80 g

**651691**

A3

2 x 1,80 g

**651692**

A4

2 x 1,80 g

**651693**

B1

2 x 1,80 g

**651694**

Opak (0-A3)

2 x 1,80 g

**651697**

Appliceringskanyler, svarta,

1 x 25 st

**651698**

### Dyract eXtra Refill - Dentsply

Ljushärdande kompomermaterial med fluoravgivning. Härdningstid: 2 mm lager i 10 eller 20 sekunder beroende på färg. 90 sekunders arbetstid. Mjuk, lättarbetad konsistens. Kapslar.



#### Refiller kapslar

A2

20 x 0,25 g

**651641**

A3

20 x 0,25 g

**651642**

A3,5

20 x 0,25 g

**651643**

A4

20 x 0,25 g

**651644**

B1

20 x 0,25 g

**651645**

B3

20 x 0,25 g

**651646**

C2

20 x 0,25 g

**651647**

C3

20 x 0,25 g

**651648**

0A2 Opak

20 x 0,25 g

**651649**

0B3 Opak

20 x 0,25 g

**651650**

# TANDFYLLNING/GLASJONOMER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## GLASJONOMER FÖR Fyllnadsterapi

### ChemFil Rock - Dentsply DeTrey

Kemiskt härdande glasjonomer. Zinkförstärkt, når snabbt en hög resistens mot fraktur och nötning. Packbart, klibbar inte. Kapslar.



Intro Kit	40 x 0,28 g	<b>650340</b>
A1	50 x 0,28 g	<b>650341</b>
A2	50 x 0,28 g	<b>650342</b>
A3	50 x 0,28 g	<b>650343</b>
A4-0	50 x 0,28 g	<b>650344</b>
Contrast White	50 x 0,28 g	<b>650345</b>

### Fuji Lining LC - GC

Ljushärdande glasjonomerliner. För underfyllning och lining vid komposit- och keramikterapi. Fluoravgivande och pulpavänligt. Låg fuktkänslighet och löslighet. Utmärkt röntgenkontrast.



Pulver 12 ml, vätska 6,8 ml	1 x 1 fp	<b>640816</b>
-----------------------------	----------	---------------

### Fuji II kapsel - GC

Kemiskt härdande glasjonomercement för tandfyllnad. Indikationer: Klass III och klass V fyllningar. Kapslar.



Nr 21, B1, ljusgul	50 x 0,10 ml	<b>640821</b>
Nr 22, A3, gulbrun	50 x 0,10 ml	<b>640822</b>
Nr 22,5, C2, gråbrun	50 x 0,10 ml	<b>640823</b>
Nr 23, C4, mörkgrå	50 x 0,10 ml	<b>640824</b>
Nr 26, A4, X-mörkbrun	50 x 0,10 ml	<b>640826</b>
Sorterade färger	50 x 0,10 ml	<b>640820</b>

### Fuji II pulver/vätska - GC

Kemiskt härdande glasjonomercement för tandfyllnad. Indikationer: Klass III och klass V fyllningar. Pulver och vätska.



Nr 21, ljusgul	1 x 15 g	<b>640800</b>
Nr 22, gulbrun	1 x 15 g	<b>640801</b>
Nr 23, mörkgrå	1 x 15 g	<b>640802</b>
Nr 26, mörkbrun	1 x 15 g	<b>640803</b>
Vätska	1 x 10 g	<b>640804</b>






### Fuji II LC kapsel - GC

Ljushärdande glasjonomer för klass III och V-fyllningar, i primära bettet, uppbyggnad av pelare, underfyllning/liner under komposit- eller amalgamfyllningar. Kapslar.



Färg A1	50 x 0,43 g	<b>640851</b>
Färg A2	50 x 0,43 g	<b>640852</b>
Färg A3	50 x 0,43 g	<b>640853</b>
Färg A3,5	50 x 0,43 g	<b>640854</b>
Färg A4	50 x 0,43 g	<b>640855</b>
Färg B2	50 x 0,43 g	<b>640856</b>
Färg B3	50 x 0,43 g	<b>640857</b>
Färg B4	50 x 0,43 g	<b>640858</b>
Färg C2	50 x 0,43 g	<b>640859</b>
Färg C4	50 x 0,43 g	<b>640860</b>
Färg D2	50 x 0,43 g	<b>640861</b>
Sorterade färger	50 x 0,43 g	<b>640850</b>



# TANDFYLLNING/GLASJONOMER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Fuji II LC Improved - GC</b></p> <p>Ljushärdande glasjonomer för tandfyllnad.</p> <p>Indikationer: Klass III och klass V-fyllningar, i mjölk tänder, uppbyggnad av pelare, underfyllning/liner under komposit- eller amalgamfyllningar. Pulver samt vätska.</p>	 <p>A1 A2 A3 A3,5 A4 B2 B3 C2 C4 D2 Vätska</p>	<p>1 x 15 g <b>640831</b> 1 x 15 g <b>640832</b> 1 x 15 g <b>640833</b> 1 x 15 g <b>640834</b> 1 x 15 g <b>640835</b> 1 x 15 g <b>640836</b> 1 x 15 g <b>640837</b> 1 x 15 g <b>640839</b> 1 x 15 g <b>640840</b> 1 x 15 g <b>640841</b> 1 x 8 g <b>640842</b></p>
<p><b>Fuji IX GP Kapsel - GC</b></p> <p>Kemiskt härdande kondenserbart glasjonomercement för tandfyllnad. Binder kemiskt till dentin och emalj.</p> <p>Indikationer: underfyllningar, uppbyggnad av pelare, enytsfyllningar och för semipermanenta flerytsfyllningar i molarer och premolarer. Färdigblandat material i kapsel. Normal resp. snabbstelnande.</p>	 <p><b>Kapslar</b> A2 A3 A3,5 B2 B3 C4</p> <p><b>Fast, kapslar</b> A1 A2 A3 A3,5 B3 C4</p>	<p>50 x 0,51 g <b>640880</b> 50 x 0,51 g <b>640881</b> 50 x 0,51 g <b>640877</b> 50 x 0,51 g <b>640878</b> 50 x 0,51 g <b>640882</b> 50 x 0,51 g <b>640879</b></p> <p>50 x 0,51 g <b>640883</b> 50 x 0,51 g <b>640885</b> 50 x 0,51 g <b>640886</b> 50 x 0,51 g <b>640884</b> 50 x 0,51 g <b>640887</b> 50 x 0,51 g <b>640889</b></p>
<p><b>Fuji IX GP Pulver/vätska - GC</b></p> <p>Kemiskt härdande, kondenserbart glasjonomer-material. Hög fluoravgivning.</p> <p>Indikationer: Klass V, rotytekaries, cervikala erosioner. Klass I/II fyllningar i primära bettet, Klass I/II långtidsfyllningar i permanenta (pre)molarer. Underfyllningar vid amalgam, komposit eller keramiska inlays och onlays. Pelaruppbyggnader.</p>	 <p>Pulver A3 + vätska A2 A3 A3,5 B3 C4 Vätska</p>	<p>1 x 1 fp <b>640870</b> 1 x 15 g <b>640871</b> 1 x 15 g <b>640872</b> 1 x 15 g <b>640867</b> 1 x 15 g <b>640873</b> 1 x 15 g <b>640869</b> 1 x 6,40 ml <b>640874</b></p>
<p><b>Fuji IX GP Extra - GC</b></p> <p>Glasjonomerbaserat fyllnadsmaterial i kapsel. Kemiskt härdande. Enkel, säker och snabb hantering. Perfekt bindning till dentin och emalj, kräver inte separat ets eller bonding. Röntgenkontrasterande. Stelningstid 2,5 min.</p> <p>Används till fyllningar klass I, II, V och pelaruppbyggnad.</p>	 <p>Sortiment: 10 kapslar av färg A2, A3, A3,5, B2, B3</p> <p>A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 B3 C4</p>	<p>50 x 0,52 g <b>640946</b></p> <p>50 x 0,52 g <b>640947</b> 50 x 0,52 g <b>640948</b> 50 x 0,52 g <b>640949</b> 50 x 0,52 g <b>640950</b> 50 x 1 g <b>640951</b> 50 x 1 g <b>640952</b> 50 x 1 g <b>640953</b> 50 x 1 g <b>640954</b></p>
<p><b>Ketac-Fil Plus Aplicap - 3M ESPE</b></p> <p>Glasjonomer. Kapselversion. Med röntgenkontrast och med ökad translucens för bättre estetik. Speciellt lämpat anterior.</p> <p>Aktiveringstång och Appliceringsspruta - se rubrik Tandfyllning / Glasjonomerverktyg.</p>	 <p>A1 A2 A3 A3,5 A4 Sorterade färger</p>	<p>50 x 0,11 ml <b>650372</b> 50 x 0,11 ml <b>650373</b> 50 x 0,11 ml <b>650374</b> 50 x 0,11 ml <b>650375</b> 50 x 0,11 ml <b>650376</b> 50 x 0,11 ml <b>650371</b></p>

# TANDFYLLNING/GLASJONOMER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Ketac-Molar Aplicap - 3M ESPE</b></p> <p>Estetisk glasjonomer för långtidstemporära fyllningar i premolarer/molarer. I olika Vitafärger samt en opak. Amalgamlik konsistens, radiopak och fluoravgivande. Kapslar.</p>	 <p>A1 A3 Sorterade färger</p>	<p>1 x 50 st <b>650351</b> 1 x 50 st <b>650352</b> 1 x 50 st <b>650350</b></p>
<p><b>Ketac-Molar Quick Aplicap - 3M ESPE</b></p> <p>En version av Ketac Molar i kapsel med snabbare blandnings- och stelningstid samt längre appliceringsspets.</p>	 <p>A2 A3 Sorterade färger</p>	<p>1 x 20 st <b>650355</b> 1 x 20 st <b>650356</b> 1 x 20 st <b>650360</b></p>
<p><b>Ketac Silver - 3M ESPE</b></p> <p>Silverförstärkt glasjonomer för pelaruppbyggnad och för alternativ fyllningsterapi i premolarer och molarer. Radiopakt.</p> <p>Aktiveringstång och Appliceringsspruta - se rubrik Tandfyllning / Glasjonomerverktyg</p>	 <p>Kapslar Aplicap Kapslar Maxicap</p>	<p>1 x 50 st <b>650316</b> 1 x 50 st <b>650317</b></p>
<p><b>Ketac-Bond Aplicap - 3M ESPE</b></p> <p>Glasjonomer för underfyllning under t ex komposit. Radiopakt. Kapslarna passar alla typer avblandare.</p>	 <p>Kapslar Gula</p>	<p>1 x 50 st <b>650302</b></p>
<p><b>Ketac-Bond - 3M ESPE</b></p> <p>Glasjonomer för underfyllning under t ex komposit. Radiopakt. Pulver/Vätska refiller.</p>	 <p>Pulver Gult Vätska</p>	<p>1 x 10 g <b>650331</b> 1 x 12 ml <b>650329</b></p>
<p><b>Photac-Fil Quick Aplicap - 3M ESPE</b></p> <p>Ljushärdande hydrofilt glasjonomer. För i huvudsak cervikala fyllningar. Även lämpligt för fyllningar i det primära bettet. Avger fluor. God putsbarhet. Kapslar.</p>	 <p>A2 ljus A3 universal A3,5 gulbrun B2 ljusgul B3 gul Sorterade färger A1 extra ljus C4 mörkgrå DBO mörkbrun opak</p>	<p>1 x 50 st <b>650362</b> 1 x 50 st <b>650363</b> 1 x 50 st <b>650364</b> 1 x 50 st <b>650365</b> 1 x 50 st <b>650366</b> 1 x 50 st <b>650369</b> 1 x 20 st <b>650361</b> 1 x 20 st <b>650367</b> 1 x 20 st <b>650368</b></p>

# TANDFYLLNING/GLASJONOMER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Vitrebond Plus Clicker - 3M ESPE</b></p> <p>Ljushärdande glasjonomer. Liner och underfyllning för amalgam, komposit, metall och keramik. Pasta/pasta system i Clicker dispenser. Röntgenkontrasterande och fluoravgivande.</p> 	<p>Single Clicker 7571 Double Clicker 7572</p>	<p>1 x 10 g <b>650411</b> 2 x 10 g <b>650412</b></p>
<p><b>Riva Silver - SDI (Southern Dental Industries)</b></p> <p>Silver-alloy förstärkt glasjonomer material för restaurativ tandvård. Riva Silver är kvicksilverfri, fluoravgivande och silverförstärkt. Materialets kondenserbarhet gör det snabbt och enkelt att applicera. Hög röntgenopacitet.</p> <p>Indikationer: små klass I och II restaurationer, underfyllningar, pelaruppbyggnad, temporära fyllningar, lagning av restaurationer.</p> 	<p>Riva Silver</p>	<p>50 x 0,86 g <b>MD129340</b></p>
<p><b>Riva Light Cure HV - SDI (Southern Dental Industries)</b></p> <p>Riva light cure glasjonomer har en mycket god färgstabilitet, hög ythärdhet och böjhållfasthet. Ingen krympning. Hög fluoravgivning.</p> <p>Riva HV är resinförstärkt och kan fås både som ljushärdande (LC) alternativt kemiskt härdande (SC). Materialets högviskösa fillerinnehåll gör det lätt att bearbeta och modellera. Bisphenol A fritt, HEMA fritt (den kemiskt härdande varianten).</p> 	<p>LC HV kapslar A1 LC HV kapslar A2 LC HV kapslar A3 LC HV kapslar A3,5 LC HV kapslar B1</p>	<p>50 x 0,61 g <b>MD126368</b> 50 x 0,61 g <b>MD126369</b> 50 x 0,61 g <b>MD126370</b> 50 x 0,61 g <b>MD126371</b> 50 x 0,61 g <b>MD126372</b></p>
<p><b>Riva LC - SDI (Southern Dental Industries)</b></p> <p>Ljushärdande, resinförstärkt fyllnadsmaterial i glasjonomer. Bra estetik och kantanslutning i glasjonomer. Bra estetik och kantanslutning, hög färgstabilitet mot missfärgning. Hög ythärdhet och böjhållfasthet.</p> 	<p>Riva LC kapslar A1 Riva LC kapslar A2 Riva LC kapslar A3 Riva LC kapslar A3,5 Riva LC kapslar A4 Riva LC kapslar B2 Riva LC kapslar B3 Riva LC kapslar B4 Riva LC kapslar C2 Riva LC kapslar C4</p>	<p>50 x 0,43 g <b>640230</b> 50 x 0,43 g <b>640231</b> 50 x 0,43 g <b>640232</b> 50 x 0,43 g <b>640233</b> 50 x 0,43 g <b>640234</b> 50 x 0,43 g <b>640235</b> 50 x 0,43 g <b>640236</b> 50 x 0,43 g <b>640237</b> 50 x 0,43 g <b>640238</b> 50 x 0,43 g <b>640239</b></p>
<p><b>Riva Self Cure HV - SDI (Southern Dental Industries)</b></p> <p>Riva Self cure glasjonomer har en mycket god färgstabilitet, hög ythärdhet och böjhållfasthet. Ingen krympning. Hög fluoravgivning.</p> <p>Riva HV är resinförstärkt och kan fås både som ljushärdande (LC) alternativt kemiskt härdande (SC). Materialets högviskösa fillerinnehåll gör det lätt att bearbeta och modellera. Bisphenol A fritt, HEMA fritt (den kemiskt härdande varianten).</p> 	<p>SC HV kapslar A1 SC HV kapslar A2 SC HV kapslar A3 SC HV kapslar A3,5</p>	<p>50 x 0,63 g <b>MD126720</b> 50 x 0,63 g <b>MD126721</b> 50 x 0,63 g <b>MD123313</b> 50 x 0,63 g <b>MD126722</b></p>

# riva

## self / light cure HV

HÖGVISKÖST GLASJONOMERMATERIAL  
FÖR RESTAURATIONER

### RIVA SELF CURE HV

- Lätt att forma och konturera - klibbfritt
- Ett starkt dentin ersättningsmaterial
- Bisfenol A- och HEMA fritt
- Krympfritt



### RIVA LIGHT CURE HV

- Enkelt att handha och skulptera
- Bisfenol A fritt
- En orange appliceringsspets förhindrar oönskad härdning
- Hög färgstabilitet minimerar missfärgning



# Hög fluoravgivning

SDI

Your Smile. Our Vision.  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)

Riva Light Cure HV:



THE DENTAL ADVISOR  
Vol 28, No. 9,  
Nov 2011.



# TANDFYLLNING/GLASJONOMER

## PRODUKTBESKRIVNING

### Riva SC kapslar - SDI (Southern Dental Industries)

Självhärdande, normalstelnde, remineraliserande fyllnadsmaterial i glasjonomer. Kemiskt vidhäftande till tandsubstans, ingen krympning.



## FÖRPACKNING

Riva SC kapslar A1	50 x 0,43 g	<b>MD120291</b>
Riva SC kapslar A2	50 x 0,43 g	<b>MD120292</b>
Riva SC kapslar A3	50 x 0,43 g	<b>MD120293</b>
Riva SC kapslar A3,5	50 x 0,43 g	<b>MD120294</b>
Riva SC kapslar A4	50 x 0,43 g	<b>MD120295</b>
Riva SC kapslar B2	50 x 0,43 g	<b>MD120296</b>
Riva SC kapslar B3	50 x 0,43 g	<b>MD120297</b>

## ART.NR

### Riva SC Fast - SDI (Southern Dental Industries)

Självhärdande, snabbstelnde, remineraliserande fyllnadsmaterial i glasjonomer. Kemiskt vidhäftande till tandsubstans, ingen krympning.



Riva SC Fast kapslar A1	50 x 0,43 g	<b>MD120308</b>
Riva SC Fast kapslar A2	50 x 0,43 g	<b>MD120309</b>
Riva SC Fast kapslar A3	50 x 0,43 g	<b>MD120310</b>
Riva SC Fast kapslar A3,5	50 x 0,43 g	<b>MD120311</b>
Riva SC Fast kapslar A4	50 x 0,43 g	<b>MD120312</b>
Riva SC Fast kapslar B2	50 x 0,43 g	<b>MD120313</b>
Riva SC Fast kapslar B3	50 x 0,43 g	<b>MD120314</b>

### Ionofil Molar AC Quick - Voco

Glasjonomerbaserat fyllnings- och pelaruppbyggnadsmaterial, samt till underfyllningar. Avger fluor och har god röntgenkontrast. Stelningstid 2,5 min, kan därefter omedelbart belastas. Kapslar.



A2	48 x 0,40 g	<b>652343</b>
A3	48 x 0,40 g	<b>652344</b>

## Glasjonomertillbehör

### Luxatemp Glaze & Bond - DMG

Ljushärdande, enkomponent lack för reparation och tätning av temporära kronor och broar. Hög glans utan polering. Förhindrar plackbildning



Luxatemp Glaze & Bond	1 x 5 ml	<b>MD128345</b>
-----------------------	----------	-----------------

### Fuji Dentin Conditioner - GC






Kavitetsrengöring - en 10% polyakrylsyra som rengör tandsubstans för att förbättra adhesionen av glasjonomerbaserade fyllningsmaterial. Blå färg ger enkel visuell kontroll. Flaska.



Dentin Conditioner	1 x 25 g	<b>640925</b>
--------------------	----------	---------------



# TANDFYLLNING/GLASJONOMER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Fuji varnish - GC</b></p> <p>För ytförsegling, skyddar mot fukt och dehydrering av alla typer av glasjonomerer. Hög vätkbarhet. Lufttorkas.</p>		<p>Flaska (10,4 ml)</p> <p>1 x 10 g <b>640817</b></p>
<p><b>Fuji Coat LC - GC</b></p> <p>Ljushärdande skyddslack som ger en snabb ytförsegling, fungerar som fuktskydd vid all typ av glasjonomerterapi.</p>		<p>Flaska (5,2 ml)</p> <p>1 x 5 g <b>640818</b></p>
<p><b>Cavity Conditioner - GC</b></p> <p>En 20% polyakrylsyrabaserad conditioner för avlägsnande av smear layer och konditionering av ytan före applicering av glasjonomerbaserade fyllningsmaterial.</p>		<p>Flaska</p> <p>1 x 5,70 ml <b>640819</b></p>
<p><b>G Coat Plus Starter Kit - GC</b></p> <p>Nanofyllt ljushärdande varnish (skyddslack). Gör glasjonomerfyllningen starkare, förbättrar mekaniska egenskaperna samt ger en högglossig och estetisk ytstruktur.</p>		<p>Starter kit</p> <p>1 x 4 ml <b>640933</b></p>
<p><b>Ketac Glaze - 3M ESPE</b></p> <p>Emaljresin, ljushärdande.</p>		<p>Flaska</p> <p>1 x 2,50 ml <b>650294</b></p>

# TANDFYLLNING/ETS

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Ketac Conditioner - 3M ESPE</b> För rengöring av kaviteten före applicering av Ketac glasjonomer.</p>	Flaska	1 x 10 ml <b>650300</b>
		
<p><b>ETS</b></p>	Etsgel blå i spruta	4 x 1,20 ml <b>MD116199</b>
<p><b>DentoEtch etsgel - Itena</b> Etsgel 37% blå i spruta. Gelform, tixotropisk viskositet för exakt placering. 8 st appliceringstips medföljer.</p>		
<p><b>Total Etch Jumbo - Ivoclar Vivadent</b> 37% fosforsyra i gelform. Appliceras enkelt, gelen stannar på plats utan att rinna samt är lätt att skölja bort. Jumbospruta 30 gram + 2 x 2 grams sprutor, 10 metallkanyler och 10 borstar.</p>	Jumbospruta + 2 x 2 g sprutor	1 x 1 fp <b>640577</b>
		
<p><b>Total Etch - Ivoclar Vivadent</b> 37% fosforsyra i gelform. Appliceras enkelt, gelen stannar på plats utan att rinna samt är lätt att skölja bort. Spruta: 2 x 2 gram, 10 metallkanyler och 10 borstar.</p>	Sprutor + tillbehör Kanyler	2 x 2 g <b>640578</b> 1 x 20 st <b>640579</b>
		
<p><b>Jumbo Etch-Rite - Pulpdent</b> Blå 38% tixotrop fosforsyra i gelform.</p>	Fylld 50 ml spruta, 5 st tomma 3 ml engångssprutor, 50 st engångskanyler Fylld 50 ml spruta 5 st tomma sprutor Engångskanyler	1 x 1 fp <b>651456</b> 2 x 25 ml <b>651457</b> 5 x 3 ml <b>651458</b> 1 x 50 st <b>651459</b>
		
<p><b>Etch-Rite - Pulpdent</b> Blå 38% fosforsyra i gelform. Silikatfri, tixotrop. Sprutor.</p>	Sprutor Sprutor	4 x 1,20 ml <b>651450</b> 24 x 1,20 ml <b>651453</b>
		





# TANDFYLLNING/BONDING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Porcelain Etch - Pulpdent</b> Etsgel för porslin. 9,6%-ig fluorvätesyragel i spruta.</p>		<p>Spruta 1 x 3 ml <b>651452</b></p>
<p><b>Etch Royale Kit - Pulpdent</b> Blå etsgel i spruta, 37% fosforsyra. Tixotrop och lätt att spola bort. Böjd tunn kanyl.</p>		<p>Kit med 4 sprutor Jumbo kit: 2 xsprutor, 5 st 3 ml tomma sprutor samt 50 tippor Jumbo kit refill: 2 sprutor 4 x 1,20 ml <b>651445</b> 2 x 25 ml <b>651446</b> 2 x 25 ml <b>651447</b></p>
<p><b>ANA Etsgel - Nordiska Dental</b> Blå etsgel i spruta. 37% fosforsyra.</p>		<p>Sprutor, 2 st kanyler Sprutor, 10 st kanyler Kanyler 27 G, 0,40 x 25 mm 2 x 2 ml <b>651108</b> 10 x 2 ml <b>651109</b> 1 x 100 st <b>651110</b></p>
<h2>BONDING</h2>		
<p><b>Orbi-Bond AF</b> Ljushärdande enkomponent adhesiv. Primer och adhesiv i ett. Lämplig för totalets. Passar alla ljushärdande komposit. Acetonfri.</p>		<p>Flaska 1 x 5 ml <b>652714</b></p>
<p><b>IperBond - Itena</b> Enstegs Universal Adhesiv. Alkoholbaserad med nanofiller. Självetsande, dualhärdande med tillsats av Iper Ultra Activator.</p>		<p>Flaska 1 x 5 ml <b>MD115692</b></p>

# TANDFYLLNING/BONDING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>QuickBond - Itena</b> Ljushärdande, 2-stegs, självetsande bonding används tillsammans med flaska Bond "B".</p>	<p>Flaska "A" Prime Flaska "B" Bond</p>	<p>1 x 10 ml <b>652717</b> 1 x 10 ml <b>652718</b></p>
		
<p><b>One Coat Bond 7.0 - Coltène</b> Bondingsystem 7:de generationen. Ljushärdande, självetsande och antibakteriellt. Ets, primer och bonding i ett, en flaska ett skikt. Förhindrar mikroläckage och minimerar risken för postoperativ sensitivitet.</p>	Flaska	1 x 5 ml <b>651030</b>
		
<p><b>One Coat Bond - Coltène</b> Ljushärdande universal bonding. En komponent, ett steg. Indikationer: bonding för emalj och dentin, samt för sealing av känsliga tandhalsar.</p>	Refillspruta (1,2 ml)	1 x 1,20 ml <b>651026</b>
		
<p><b>Xeno Select - Dentsply DeTrey</b> Enkomponent, självetsande, resinbaserad bonding. Ljushärdande, passar de flesta kompositter på marknaden. Risk Free Trial Kit 4 ml + 2,5 ml.</p>	Kit	1 x 1 fp <b>MD128743</b>
		
<p><b>Xeno V improved - Dentsply DeTrey</b> Ljushärdande enkomponent och självetsande bonding. Patientvänlig doft. Kort härdningstid (10 sekunder).</p>	Flaska	1 x 5 ml <b>651024</b>
		
<p><b>Xeno III - Dentsply</b> Självetsande adhesiv för komposit och kompoter till emalj och dentin. One Step bondingsystem behandlar både emalj och dentin samtidigt; syraetsning, priming och adhesiv. Vatten-, etanolbaserad. Standardpack: 5 ml flaska A och 5 ml flaska B, 50 applikatorer, 1 dappenbägare, 2 st instruktionsblad.</p>	Standardpack	1 x 10 ml <b>651018</b>
		

# TANDFYLLNING/BONDING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Xeno III UnitDose - Dentsply</b></p> <p>Ljushärdande självetsande bonding för komposit och kompomer, binder till emalj och dentin. One Step bondingsystem (bl A+B), ets, bond och adhesiv i ett och samma moment. Vatten- etanol-baserad.</p>	UnitDose	80 x 0,12 ml <b>651027</b>
		
<p><b>Self-Cure Activator - Dentsply DeTrey</b></p> <p>Tillsätt Prime&amp;Bond för att ge dualhärdning.</p>	Flaska	1 x 4,50 ml <b>650238</b>
		
<p><b>Prime &amp; Bond NT - Dentsply</b></p> <p>Ljushärdande universalbonding för alla indikationer: komposit, kompomer, cementering, adhesiva reparationer, adhesiv kavitetisolering och skyddande varnish. Vid tillsats av Self-Cure activator blir materialet dualhärdande. Kräver separat ets. En flaska, ett lager. Acetonbaserad. Fluoravgivande. Nano-filler.</p>	Trilaminatflaska	2 x 4,50 ml <b>650887</b>
		
<p><b>Prime &amp; Bond NT Quix - Dentsply</b></p> <p>Ljushärdande universalbonding för alla indikationer: kompositfyllningar, kompomer, cementering, adhesiva reparationer, adhesiv kavitetisolering och skyddande varnish. Single dose, ett lager. Acetonbaserad. Fluoravgivande. Nano-filler. Portionsförpackning.</p>	Refill UniDose(10 ml), 2 hållare, 100 applikatorer	80 x 0,13 ml <b>650895</b>
		
<p><b>NRC non-rinse conditioner - Dentsply</b></p> <p>Conditioner till Dyract AP och Prime &amp; Bond NT. Innehåller malinsyra. Skall ej sköljas bort.</p>	Flaska	1 x 4,50 ml <b>650888</b>
		

# TANDFYLLNING/BONDING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>XP Bond - Dentsply</b></p> <p>Ljushärdande bonding (för dualhärdning tillsättes Self Cure Activator). En totalets bonding, innehåller varken alkohol eller aceton, utan bygger på ett nytt lösningsmedel - Tertiary butanol. Materialet passar till både fuktigt och torrt dentin och uppvisar en låg risk för postoperativ sensitivitet.</p>		<p>Flaska, 50 applikatorer</p> <p>1 x 5 ml <b>650892</b></p>
<p><b>G-Bond - GC</b></p> <p>Självsande och ljushärdande en-komponent bonding. Kräver endast ett bondingskikt. Förenklad hantering - hela proceduren 25-30 sekunder. Öppnar inte dentinkanaler. Elimineras därför risken för postoperativ sensibilitet.</p>		<p>Starter kit flaska: 5 ml, 50 mikrotip applikatorer, 1 skaft samt uppläggningsform och beskrivning</p> <p>1 x 5 ml <b>652403</b></p>
<p><b>G-aenial Bond - GC</b></p> <p>Enkomponent Bonding. Ljushärdande och självsande. Binder till emalj och dentin, minimerar postoperativa problem Passar de flesta kompositser.</p>		<p>Refill</p> <p>Refill</p> <p>1 x 5 ml <b>652780</b> 3 x 5 ml <b>652781</b></p>
<p><b>Scotchbond Universal - 3M ESPE</b></p> <p>Enstegsbonding för alla indikationer, ett steg ett lager. Används utan extra primer oavsett yta. Förbättrad doseringstipp och förslutningshatt.</p>		<p>Intro Kit</p> <p>Adhesive, flaska</p> <p>Etsgel, 50 appliceringsspetsar</p> <p>1 x 1 fp <b>651333</b> 1 x 5 ml <b>651334</b> 2 x 3 ml <b>651337</b></p>
<p>Intro Kit: bonding, ets samt tillbehör</p>		
<p><b>Scotchbond Universal L-pop - 3M ESPE</b></p> <p>Självsande universal bonding. Binder till de allra flesta underlag utan speciell primer. Praktisk och enkel "vipphatt", bra doseringsspets. Önskas bonding till dual- eller kemiskt härdande material tillsätts Dual Cure Activator.</p>		<p>L-pop Intro, 40 st</p> <p>L-Pop Giant, 100 st</p> <p>1 x 1 fp <b>651335</b> 1 x 1 fp <b>651336</b></p>
<p><b>Adper Prompt-L-Pop - 3M ESPE</b></p> <p>Självsande adhesiv (ets, primer och bonding i ett arbetsmoment) för komposit och kompomerer.</p> <p>Indikation: Universal adhesiv för kompositser, kompomerer, fissurförsegling, fastsättning av brackets. Lämplig vid barntandvård och små kaviteter.</p>		<p>XS</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>20 x 0,12 ml <b>651074</b> 40 x 0,12 ml <b>651075</b> 100 x 0,12 ml <b>651076</b> 200 x 0,12 ml <b>651077</b></p>

# TANDFYLLNING/BONDING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Adper Easy Bond - 3M ESPE</b></p> <p>Ljushärdande och självetsande bonding, en komponent, ett steg och ett lager. Binder till emalj och dentin, våt eller torr yta. Snabb och enkel applicering, innehåller filler, etanol och vatten.</p>	Flaska	1 x 5 ml <b>651305</b>
		
<p><b>Adper Scotchbond 1 XT - 3M ESPE</b></p> <p>Totaletsadhesiv i flaska. Ljushärdande enkomponents bonding. Vattenbaserad. Kan användas till alla indikationer. Tillsats av nanopartiklar ger bättre bindning till dentinet.</p> <p>Intro Kit: 6 ml bonding, 2 x 3 ml fosforsyragegel, 50 st engångskanyler, 48 st blandningskoppar, penslar, skaft, bruksanvisning.</p>	Intro Kit 4241 Refill 4242	1 x 1 fp <b>651342</b> 1 x 6 g <b>651343</b>
		
<p><b>Scotchbond Multi Purpose - 3M ESPE</b></p> <p>Ljushärdande bondingsystem. Trestegs universalbonding för dentin, emalj, porslin, komposit, amalgam och oädel metall.</p>	2 x 3 ml fosforsyra, 8 ml primer, 8 ml adhesiv	1 x 1 fp <b>651355</b>
		
<p><b>Scotchbond MP Kanyler - 3M ESPE</b></p> <p>Kanyler till Scotchbond MP etsgel i spruta.</p>	Kanyler	1 x 25 st <b>651359</b>
		
<p><b>Adper Scotchbond - 3M ESPE</b></p> <p>Ljushärdande bondingsystem. Trestegs universalbonding för dentin, emalj, porslin, komposit, amalgam och oädel metall. Scotchbond MP Primer, vattenbaserad.</p>	Primer 7542, flaska	1 x 8 ml <b>651352</b>
		
<p><b>Scotchbond MP Adhesiv - 3M ESPE</b></p> <p>Ljushärdande bondingsystem. Trestegs universalbonding för dentin, emalj, porslin, komposit, amalgam och oädel metall. Scotchbond MP Adhesiv.</p>	Adhesiv, flaska	1 x 8 ml <b>651353</b>
		

# TANDFYLLNING/BONDING

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Scotchbond MP Aktivator - 3M ESPE

Tillsätt adhesiven då man önskar bonda till dual- eller kemiskt härdande material.



Aktivator, flaska

1 x 4 ml

**651356**

### Scotchbond MP Katalysator - 3M ESPE

Katalysator i flaska. Separat blandningskopp med lock: 3 hål och ljusskydd.



Katalysator, flaska  
Blandningskopp

1 x 4 ml

**651357**

1 x 4 st

**651354**

### Signum Metal Bond - Heraeus Kulzer

För reparationer av keramik med blottlagd metall med hjälp av komposit. Ger en bindning mellan metall och komposit. För behandling av metallytan före reparation med komposit. Snabb och enkel hantering. För både intraoral och extraoral behandling.



Set  
Flaska I  
Flaska II

2 x 4 ml

**651063**

1 x 4 ml

**651064**

1 x 4 ml

**651065**

### Signum Ceramic Bond - Heraeus Kulzer

För reparationer av keramik med hjälp av komposit. Ger en bindning mellan porslin och komposit. För behandling av porslinsytan före reparation med komposit. Snabb och enkel hantering. För både intraoral och extraoral behandling. Ingen ljushårdning.



Set I+II  
Flaska I  
flaska II

2 x 4 ml

**651059**

1 x 4 ml

**651060**

1 x 4 ml

**651061**

### iBond Self Etch - Heraeus Kulzer

"All in one" bonding, ets, prime och desensitiser i ett steg. Minimerar risken för postoperativa problem.



Single Dose refill

50 x 0,20 ml

**651222**



# TANDFYLLNING/BONDING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>iBond - Heraeus Kulzer</b>                      "All in one" bonding, ets, prime och desensitiser i ett steg. Minimerar risken för postoperativa problem.</p>	Flaska	1 x 4 ml <b>651220</b>
		
<p><b>iBond Total Etch - Heraeus Kulzer</b>                      Ljushärdande tvåstegs bondingsystem (5:e generationen) för emalj och dentin. Alkohol/vattenbaserad bonding. Har en desensibiliserande effekt och kan med fördel användas på hypersensibla ytor. Passar både ljus- och dualhärdande material. Kräver separat etsning.</p>	Refill flaska	1 x 4 ml <b>651054</b>
		
<p><b>iBond Total Etch Single Dose - Heraeus Kulzer</b>                      Ljushärdande tvåstegs bondingsystem (5:e generationen) för emalj och dentin. Har också en desensibiliserande effekt och kan med fördel användas på hypersensibla ytor. Passar både ljus- och dualhärdande material. Kräver separat etsning.</p>	Single Dose	50 x 0,20 ml <b>651056</b>
		
<p><b>Syntac Primer - Ivoclar Vivadent</b>                      Emalj/dentinbondingsystem. 3-flask-system: Syntac Primer, Syntac Adhesiv, Heliobond.                      Lösningsmedel i separat Primer: Aceton och vatten.                      Indikation: Alla typer av ljushärdande direkta och indirekta ersättningar (keramer, komposit, kompomerer).</p>	Primer	1 x 3 g <b>640595</b>
		
<p><b>Syntac Adhesiv - Ivoclar Vivadent</b>                      Emalj/dentinbondingsystem. 3-flask-system: Syntac Primer, Syntac Adhesiv, Heliobond.                      Indikation: Alla typer av ljushärdande direkta och indirekta ersättningar (keramer, komposit, kompomerer).</p>	Adhesiv	1 x 3 g <b>640594</b>
		

# TANDFYLLNING/BONDING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Heliobond - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Emaljbonding. Ljushärdande resin. Indikation: All ljushärdande komposit (kräver kompletterande Vivadentbonding).</p> 	Plastflaska	1 x 10 l <b>640410</b>
<p><b>AdheSE - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Självsätande, ljushärdande adhesiv för emalj och dentin. Till ljushärdande komposit, keramer och kompositer. Vattenbaserad primer.</p> 	Refill: Primer 1, Bond 2	2 x 5 g <b>651087</b>
<p><b>AdheSE One F VivaPen - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>1-steps självsätande ljushärdande allt-i-ett-bonding med fluor för direkt restorationsterapi. Avsevärt förbättrade bindningsvärden till både emalj och dentin. Vattenbaserad utan lättflyktiga lösningsmedel, binder till vått eller torrt underlag. Annorlunda appliceringspenna med fönster som visar vätskenivån och med slätare ytor lättare att hålla rena.</p> 	Penna refill Snap-On kanyler	1 x 2 ml <b>651104</b> 1 x 100 st <b>651105</b>
<p><b>Excite F VivaPen - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Ljushärdande enkomponentsbonding med fluor. Används vid totaletsteknik (kräver separat ets). Ger en extra tunn filmtjocklek, en fördel vid cementering. Räcker till ca 120 appliceringar. Levereras med 100 appliceringsspetsar.</p> 	VivaPen refill	1 x 2 ml <b>640573</b>
<p><b>Excite F DSC - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Regular med rundad appliceringsborste. Dualhärdande alkoholbaserad bonding med fluor. Enkomponent single dose förpackad.</p> 	Refill regular Refill small/endo	50 x 0,10 g <b>640571</b> 50 x 0,10 g <b>640572</b>
<p><b>Excite F - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Ljushärdande enkomponents bonding med fluor. För direkta och indirekta ersättningar. Plastflaska, innehåller etanol.</p> 	Flaska (1) Flaska (2) SingleDose refill	1 x 5 g <b>640568</b> 2 x 5 g <b>640569</b> 50 x 0,10 g <b>640570</b>

# TANDFYLLNING/BONDING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>OptiBond All-In-One - Kerr</b> Självsätande adhesiv med nanoestetisk teknologi, med hög vidhäftning till såväl dentin som emalj. Enkel enstegsprocess - ets, prime och bond i ett material.</p> <p>Applikatorer samt bruksanvisning medföljer.</p>	<p>Flaska adhesiv samt 3 Unidose (0,18 ml)</p>	<p>1 x 5 ml <b>651050</b></p>
<p><b>Optibond Solo Plus - Kerr</b> Ljushärdande enkomponent bonding. Fluoravgivande med röntgenkontrast. Unidose.</p> <p>Indikation: Emalj, dentin, komposit, metaller, porslin, inlays, onlays, skalfasader, porslinskronor, metallbundna kronor, pelare, Marylandbroar, kemiskt härdande komposit.</p> <p>Lösningsmedel i adhesiv: Etanol.</p>	<p>Unidose</p>	<p>100 x 0,10 ml <b>651040</b></p>
<p><b>OptiBond FL Unidose - Kerr</b> Tvåstegsbonding för samtliga direkta restaurationer. Ett lager primer, ett lager adhesiv. Fungerar på både fuktig och torr preparation. 48 % fillerinnehåll. Fäster till dentin, emalj, porslin, plast, komposit och metaller. Etanol och vattenbaserad primer.</p> <p>Folieförpackning 0,1 ml = 0,11 g (1 primer, 1 adhesiv och 1 applikatorspets i varje).</p>	<p>Folieförpackningar</p>	<p>1 x 50 st <b>651046</b></p>
<p><b>OptiBond FL Adhesiv - Kerr</b> Ljushärdande tvåkomponent dentin/emaljbonding. Bondar och isolerar. Används då dualhärdning ej behövs. Innehåller glasfiller, avger fluor och har röntgenkontrast. Fäster till dentin, emalj, porslin, plast, komposit och metaller. Etanol och vattenbaserad. Plastflaska.</p>	<p>FL Primer FL Adhesiv</p>	<p>1 x 8 ml <b>651042</b> 1 x 8 ml <b>651043</b></p>
<p><b>Solobond Plus - Voco</b> Ljushärdande självkonditionerande bonding för dentin/emalj. För ljushärdande och dualhärdande komposit. Primer, Tvåkomponents - används tillsammans med Solobond Plus Adhesive.</p>	<p>Primer Adhesive</p>	<p>1 x 4 ml <b>652318</b> 1 x 4 ml <b>652319</b></p>

# TANDFYLLNING/BONDING

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Futurabond U - Voco</b></p> <p>Dualhärdande nanoförstärkt bonding. Passar alla tekniker - självets, selektiv emaljets, totalets. Kompatibel med alla ljushärdande, dual- och självhärdande komposit. För direkta och indirekta restaurationer. Binder till metall, zirkonium, aluminiumoxid samt keramer utan ytterligare primer. Appliceras i ett lager - 35 sek arbetstid.</p>		<p>SingleDose 50 x 0,11 ml <b>MD125835</b>            SingleDose 200 x 0,11 ml <b>MD126175</b></p>
<p><b>Futurabond DC - Voco</b></p> <p>Dual- och självhärdande nanoförstärkt dentin/emalj bonding. Härdar kemiskt där ljushärdning inte kommer åt. Självetsande kräver ingen extra ets. Passar de flesta indikationer. 4 ml vätska 1, i flaska, 4 ml vätska 2 i flaska samt tillbehör.</p>		<p>4 ml + 4 ml samt tillbehör 1 x 1 fp <b>652312</b></p>
<p>Vätska 1, och vätska 2 i flaska samt tillbehör.</p>		
<p><b>Futurabond DC Singledose - Voco</b></p> <p>Dual- och självhärdande nanoförstärkt dentin/emalj bonding. Härdar kemiskt där ljushärdning inte kommer åt. Självetsande, kräver ingen extra ets. Passar de flesta indikationer. Singledose och tillbehör.</p>		<p>SingleDose, tillbehör 50 x 0,11 ml <b>652313</b></p>
<p><b>Rengöring av bondad yta</b></p>		
<p><b>Ivoclean - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Extraoral rengöringspasta i flaska. Rengör restaurationens bondade yta efter inprovning och före cementering. Skapar en bra bas för en stark och varaktig bindning mellan cement och restauration. Enkel att applicera, låt verka ca 20 sekunder och skölj bort med vatten.</p>		<p>Rengöringspasta, flaska 1 x 5 g <b>640598</b></p>

# TANDFYLLNING/DENTINFÖRSEGLING

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## DENTINFÖRSEGLING

### Dentinförsegling - Dentsply DeTrey

Ljushärdande lack. Skyddar rotytan mot abrasion. Lämplig vid behandling av känsliga tandhalsar. Fluorbehandling genom frisättning av aminfluorid. Innehåller Triclosan.



Introkit

1 x 4,50 ml

651019

### Seal & Protect - Dentsply DeTrey

Ljushärdande lack. Skyddar rotytan mot abrasion. Lämplig vid behandling av känsliga tandhalsar. Fluorbehandling genom frisättning av aminfluorid. Innehåller Triclosan.



Refill

2 x 4,50 ml

651012

### Gluma Desensitizer - Heraeus Kulzer

Används som primer vid dentinbonding samt för behandling av känsliga tandhalsar. Förebygger postoperativ smärta. Ingen blandning. Ingen ljushärdning.



Flaska

1 x 5 ml

651020

### Gluma Desensitizer PowerGel Kit - Heraeus Kulzer

"one-step" desensibiliserande gel. Minimerar och reducerar hypersensibelt dentin. Kan användas tillsammans med de flesta bonding- och fyllningsmaterial. Grön färg underlättar vid applicering och sköljning.



Kit sprutor

4 x 1 g

651031

Kanyler m borste

1 x 60 st

651032

### Telio CS C&B Desensitizer - Ivoclar Vivadent

Förebygger och reducerar hyperkänsligt dentin och postoperativ känslighet. Indikationer: Temporära restaurationer, cementering av indirekta restaurationer, direkt restaurativ behandling samt behandling av känsliga tandhalsar. Total arbetstid 10 sekunder, kräver ingen ljushärdning.



Flaska

1 x 5 g

640773

# TANDFYLLNING/DENTINFÖRSEGLING

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### VivaSens - Ivoclar Vivadent

Desensibiliseringsvätska för känsliga tandhalsar och kan även användas i samband med tandblekning.



Vätska, 50 applikatorer

1 x 4 g

640450

### Silan

#### Monobond Plus refill - Ivoclar Vivadent

En primer för alla material. Ger en stark bindning till alla dentala restaurationsmaterial. Innehåller: Silan, metakrylat samt fosforsyre- och sulfidmetakrylat. Kan förvaras i rumstemperatur.



Flaska

1 x 5 g

640597

### Signum - Heraeus Kulzer

Vätska för reaktivering av bindningsyta (syre-inhibitions-skiktet) hos härdade komposit. Används vid kompositterapi och vid reparation av defekt kompositfyllning med ohärdad komposit. Ökar bindning mellan tidigare utförd komposit och ny komposit. Finns naturlig tandsubstans med, skall denna etsas och bondas som vanligt och kompositytan behandlas med lösningen före applicering av ny komposit.



Flaska och pipett

1 x 4 ml

651007

### RelyX Ceramic Primer - 3M ESPE

Silan för bindning till porslin och metall.



Flaska

1 x 5 ml

650681

# TANDFYLLNING/CEMENT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## FOSFATCEMENT

### Harvard cement Opti Caps - Harvard

Zinkfosfat cement i kapsel. Aktiveras och mixas i kapselblandare, passar samtliga blandare på marknaden.

Mixtid: 10 sekunder

Arbetstid: ca 3 minuter

Appliceras direkt på preparation med hjälp av Opti Caps applikator.



Kapslar

1 x 10 st

650220

### Fosfatcement - Heraeus Kulzer

Zinkfosfatcement för cementering och isolering.

Stelningstider:

5-6 min = snabb

7-8 min = normal



Pulver, snabb

Vätska, snabb

Pulver, normal

Vätska, normal

1 x 90 g

650217

1 x 30 ml

650218

1 x 90 g

650215

1 x 30 ml

650216

### Harvardcement - Richter & Hoffmann

Fosfatcement för cementering och isolering.

Förvaras svalt!

Stelningstider:

3,5-5 min = snabb

4-7,5 min = normal



**Snabb:**

Nr 3, vitgul

Nr 4, ljusgul

Vätska

**Normal:**

Nr 3, vitgul

Nr 4, ljusgul

Vätska

1 x 100 g

650198

1 x 100 g

650199

1 x 40 ml

650213

1 x 100 g

650182

1 x 100 g

650183

1 x 40 ml

650212

## GLASJONOMER CEMENT FÖR FASTSÄTTNING

### AquaCem Glass-Ionomer Luting Cement - Dentsply

Glasjonomercement med hög fluoravgivning. För cementering av kronor, broar, inlägg, band och brackets. Blandas med vatten. Ljusgult, translucent pulver.



Pulver, mått, vattenbehållare

1 x 30 g







650243

# TANDFYLLNING/CEMENT

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Fuji I - GC</b></p> <p>Kemiskt härdande glasjonomercement med röntgenkontrast. Låg vattenabsorption. Indikationer: Fastsättning av kronor, broar, inlägg och onlays av metall. Ljusgul.</p>		<p>Pulver ljusgul Vätska</p> <p>1 x 35 g <b>640901</b> 1 x 20 ml <b>640902</b></p>
<p><b>Fuji I Kapsel - GC</b></p> <p>Kemiskt härdande glasjonomercement. Ljusgul. Färdigblandat material i varje kapsel. Indikationer: Fastsättning av kronor, broar, inlägg och onlays av metall.</p> <p><i>Pistol för GC glasjonomerkapslar - se rubrik Tandfyllning - tillbehör / Glasjonomerverktyg.</i></p>		<p>Kapslar, ljusgul</p> <p>50 x 0,19 ml <b>640905</b></p>
<p><b>Fuji Plus - GC</b></p> <p>Kemiskt härdande förstärkt glasjonomercement för cementering av kronor, broar, inlägg och onlays av metall eller resin, porslinsinlägg. Fluoravgivning. Ljusgul.</p>		<p>Pulver, ljusgul Vätska</p> <p>1 x 15 g <b>640911</b> 1 x 8 ml <b>640912</b></p>
<p><b>Fuji Plus Kapsel - GC</b></p> <p>Kemiskt härdande förstärkt glasjonomercement för cementering av kronor, broar, inlägg och onlays av metall eller resin, porslinsinlägg. Fluoravgivning. Ljusgul. Färdigblandat material i varje kapsel.</p> <p><i>Pistol för GC glasjonomerkapslar - se rubrik Tandfyllning - tillbehör / Glasjonomerverktyg.</i></p>		<p>Kapslar, ljusgul</p> <p>50 x 0,19 ml <b>640915</b></p>
<p><b>FujiCem 2 - GC</b></p> <p>Resinförstärkt glasjonomer för cementering av kronor, broar och inlägg.</p>		<p>Automix refill</p> <p>2 x 13,30 g <b>MD123736</b></p>



# TANDFYLLNING/CEMENT

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Fuji Cem Blandningspistol - GC</b>		1 x 1 st <b>640906</b>
Blandningspistol. Används till Fuji Cem.		
<b>Fuji Cem blandningsspetsar - GC</b>		1 x 20 st <b>640903</b>
Automixspets för blandning och dosering av Fuji Cem. Enklare - snabbare - inget spill.	Blandningsspets Automix	
<b>Ketac-Cem Plus Automix - 3M ESPE</b>		1 x 8,50 g <b>MD125454</b> 3 x 8,50 g <b>MD125456</b> 1 x 12 st <b>MD125457</b>
Resinmodifierat glasjonomercement med punkthårdning. Överskottcimentet kan enkelt avlägsnas efter 5 sek. Bekvämt automixsystem för snabb hantering. Speciellt lämpat för cementering av restaurationer av metallkeramik. Bestående fluoravgivning. Hög grad av biokompatibilitet.	Trial Kit Value Pack Blandningsspetsar	
<b>Ketac-Cem kapslar - 3M ESPE</b>		50 x 0,36 ml <b>650296</b> 50 x 0,07 ml <b>650287</b>
Glasjonomercement för singelkronor, inlägg, pelare samt inom ortodontin. Radiopakt.	Maxicap Aplicap	
<i>Blandningstider</i>		
Maxicap: 10 sek i blandare. Arbetstid: 3 min stelningstid, 4 min i munnen. Filmtjocklek 15µ.		
Aplicap: Arbetstid: 3 min. Stelningstid: 4 min i mun. Blandningstid: 10 sek i blandare.		
Aktiveringstång och Appliceringsspruta - se rubrik Tandfyllning - tillbehör / Glasjonomerverktyg.		
<b>Ketac-Cem Radiopaque - 3M ESPE</b>		1 x 1 fp <b>650305</b> 1 x 33 g <b>650306</b> 1 x 12 ml <b>650307</b>
Pulver/vätska. Glasjonomercement för singelkronor, inlägg, pelare samt inom ortodontin. Radiopakt. Blandningstid: 1 min. Arbetstid: 2,5 min. Stelningstid: 3,5 min.	Sats: pulver, vätska, blandningsblock Pulver, vitt Vätska	
<b>RelyX Luting kron/brocement - 3M ESPE</b>		1 x 1 fp <b>650240</b> 1 x 16 g <b>650242</b> 1 x 9 ml <b>650241</b>
Glasjonomercement av hybridtyp. Pulver/vätska. Kemiskt härdande. För cementering av kronor och broar av metallkeramik, gjutna stift och pelare, ortodontiska band och brackets samt porslins-kronor.	Sats: pulver, vätska, skopa, blandningsblock Pulver, 16 g Vätska, 9 ml	
Blandas 1:1. Blandningstid: 30 sek. Stelningstid: 4 minuter.		

# TANDFYLLNING/CEMENT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## KARBOXYLATCEMENT

### Durelon - 3M ESPE

Karboxylatcement för cementering och isolering.



Pulver, ljusrosa, skopa  
Vätska, tunn  
Vätska, tjock, Universal

3 x 20 g **650290**  
1 x 40 ml **650291**  
1 x 40 ml **650292**

## DUALHÄRDANDE CEMENT

### SmartCem2 - Dentsply

Självbondande resincement. Dual- och ljushärdande, automixspruta för direktapplicering. Lätt att avlägsna överskott.

Intro Kit: light, medium, dark, translucent, opak, + blandningsspetsar.



Introkit, automixspruta

5 x 5 g **650780**

#### Refillsprutor Automix

Light

2 x 5 g **650781**

Medium

2 x 5 g **650782**

Dark

2 x 5 g **650783**

Translucent

2 x 5 g **650784**

Opak

2 x 5 g **650785**

Blandningsspetsar

1 x 50 st **650786**

### iCem Self Adhesive automix

- Heraeus Kulzer

Dualhärdande, självbondande kompositcement med desensibiliserande effekt. Kräver ingen ets, prime eller bond och minimerar postoperativa problem. En universalfärg, levereras i automixspruta med praktisk appliceringsspets.

En-pack: 1 x 5 ml samt 15 blandnings- och appliceringsspetsar.

3-pack: 3 x 5 ml samt 45 blandnings- och appliceringsspetsar.

Blandnings- och appliceringsspetsar till iCem.



Automixspruta, tillbehör

1 x 5 ml **650776**

Automixspruta, tillbehör

3 x 5 ml **650777**

Blandnings/appliceringsspetsar

1 x 50 st **650778**

### Dualcement - Ivoclar Vivadent

Dualhärdande kompositcement. Fluoravgivande och röntgenkontrasterande. För cementering av kompositinlägg, keramiska kronor, inlay/onlay samt skalfasader.



Dualcement bas/katalysator

1 x 6 g **640630**

### Multilink Hybrid - Ivoclar Vivadent

Självhärdande dentalt kompositcement för extraoral cementering. Stark och långvarig bindning, utmärkt estetik och enkel hantering. Levereras i automixspruta och kan förvaras i rumstemperatur. Används tillsammans med universalprimern Monobond Plus.



MO 0 (Medium opacitet)

1 x 9 g **MD126470**

HO 0 (Hög opacitet)

1 x 9 g **MD126471**

# TANDFYLLNING/CEMENT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Variolink II Esthetic System

- Ivoclar Vivadent

Ljus- och självhårdande kompositcement i olika färger. Fluoravgivning. Hög röntgenkontrast.

Indikationer: Adhesiv cementering av inlay/onlays, skalfasader, kronor och metallfria broar gjorda av keramik och komposit. Rekommenderas speciellt till adhesiv cementering av IPS Empress 2, Pro Cad och det nya fiberförstärkta stiftet FRC Postec.

Introkit: 6 x 2,5 g bas i 6 färger (Bleach XL 010, transparent, vit A1/110, gul A3,5/210, brun A4/340, vit opak). 2 x 2,5 g katalysator gul (hög/låg viskös), 12 st Excite DSC 0.1 g, Total Etch 2 g, Liquid Strip 2,5 g, Monobond-Plus 5 g. Tillbehör: borstar, borsthållare, blandningsblock, olika kanyler.

För enklare hantering vid standardcementering finns en dubbelspruta om 6 g i en universalfärg. Övriga refillar i 2,5 g sprutor.



Introkit, styck

1 x 1 fp

640670

## Variolink II Esthetic System refill

- Ivoclar Vivadent

Refillsprutor.



### Baspasta

Bleach XL

1 x 2,50 g

640673

Transparent

1 x 2,50 g

640674

Vit/110/A1

1 x 2,50 g

640675

Gul/210/A3

1 x 2,50 g

640676

Brun/340/A4

1 x 2,50 g

640677

Vit/Opak

1 x 2,50 g

640678

### Katalysator

Gul/högviskös

1 x 2,50 g

640680

Gul/lågviskös

1 x 2,50 g

640681

Trans/högviskös

1 x 2,50 g

640682

Trans/lågviskös

1 x 2,50 g

640683

Kanyler för enkelsprutor

1 x 20 st

640685

## Variolink II Try-in-Paste - Ivoclar Vivadent

Vattenlöslig glycerinpasta. Finns i samma färg som Variolink II. För färgsimulering innan cementering med Variolink II.

Förpackning: Spruta.



Transparent

1 x 2,50 g

640621

Vit/opak

1 x 2,50 g

640623

Vit/110/A1

1 x 2,50 g

640622

Gul/210/A3

1 x 2,50 g

640624

Brun/340/A4

1 x 2,50 g

640625

Bleach XL

1 x 2,50 g

640626

## NX3 Nexus Dual-cure refill - Kerr

Refillspruta dualhårdande cement.



Clear

1 x 5 g

650252

White

1 x 5 g

650253

Yellow

1 x 5 g

650254

Bleach

1 x 5 g

650255

White Opak

1 x 5 g

650256

Blandningsspetsar Automix

1 x 50 st

650270

## NX3 Nexus Light-cure Clear spruta - Kerr

Refillspruta ljushårdande cement.



Clear

1 x 1,80 g

650258

White

1 x 1,80 g

650259

Yellow

1 x 1,80 g

650260

Bleach

1 x 1,80 g

650261

White opak

1 x 1,80 g

650262

## NX3 Nexus Try-In gel - Kerr

Refillspruta inprovningsspasta i gelform.



Clear

1 x 3 g

650264

White

1 x 3 g

650265

Yellow

1 x 3 g

650266

White Opak

1 x 3 g






650267

Bleach

1 x 3 g

650268

# TANDFYLLNING/CEMENT

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>Bifix SE - Voco</b></p> <p>Självetsande dualhärdande resincement för kronor, broar, inlägg, onlays och stift. Ingen etsning eller bonding. Snabb intraoral stelningstid och stark bindning till tand och material. Set: 3 x 5 g sprutor i färg Universal (U), Translucent (T) och White Opak (WO) samt blandningspetsar.</p>		<p>Set om 3 sprutor 3 x 5 g <b>652395</b>            Refill Universl 1 x 5 g <b>652396</b>            Refill Translucent 1 x 5 g <b>652397</b>            Refill WO white opak 1 x 5 g <b>652398</b></p>	
<h2>SYREBLOCKERARE</h2>	<p><b>Airblock - Dentsply</b></p> <p>Glyceringel för syreblockering på resin vid ljuvhärdning.</p>		<p>Spruta, 20 st kanyler 2 x 3 ml <b>650901</b></p>
<p><b>Liquid Strip - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Transparent glyceringel. Vattenlöslig inprovning-pasta - för provning innan definitiv cementering.</p>		<p>Spruta 1 x 2,50 g <b>640610</b></p>	
<h2>RESINCEMENT</h2>	<p><b>Totalcem - Itena</b></p> <p>Självbondande dualhärdande resincement. Med Totalcem behöver du varken etsa eller bonda. Totalcem är ett självbondande resincement till permanent cementering av inlägg, onlay, kronor och broar i keramik, metall eller komposit. Automixsprutor.</p>		<p>A2 1 x 8 g <b>MD117220</b>            Translucent 1 x 8 g <b>MD117221</b></p>
<p><b>Calibra refill - Dentsply</b></p> <p>Estetiskt resincement. Dual-/självhärdande. Kompositcement i pasta-pasta system. Passar för alla typer av permanenta cementeringar.</p>		<p><b>Bas:</b>            Translucent 1 x 2 g <b>650233</b>            Opak 1 x 2 g <b>650234</b>            Ljus 1 x 2 g <b>650230</b>            Mörk 1 x 2 g <b>650232</b>  <b>Katalysator:</b>            Regular viskositet 1 x 2 g <b>650235</b></p>	

# TANDFYLLNING/CEMENT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Variolink Veneer - Ivoclar Vivadent

Ljushärdande estetiskt resincement som rekommenderas framför allt till fasader. Sju färger i en färgintensitetskala från High Value +3, till Low Value -3. En skala som hjälper till att hitta rätt färg och att öka den estetiska finishen.

Till hjälp finns också sju Try-in färger. High Value färgerna gör ersättningen ljusare och Low färgerna gör den varmare (gulare). Medium Value 0 är mycket translucent och påverkar inte slutresultatet. I skruvspruta.



#### Färger

High Value +1  
High Value +2  
Medium Value 0  
Low Value -1  
Low Value -2  
High HV+3  
Low LV-3  
Variolink Veneer Ass/ExcITE F/  
Monobond Plus

#### Try-in färger

High Value +1  
High Value +2  
Medium Value 0  
Low Value -1  
Low Value -2  
HV+3  
LV-3

1 x 1,50 ml	<b>640653</b>
1 x 1,50 ml	<b>640654</b>
1 x 1,50 ml	<b>640656</b>
1 x 1,50 ml	<b>640657</b>
1 x 1,50 ml	<b>640658</b>
1 x 1,50 ml	<b>640655</b>
1 x 1,50 ml	<b>640659</b>
1 x 1 fp	<b>640611</b>
1 x 1,50 ml	<b>640612</b>
1 x 1,50 ml	<b>640613</b>
1 x 1,50 ml	<b>640615</b>
1 x 1,50 ml	<b>640616</b>
1 x 1,50 ml	<b>640617</b>
1 x 1,50 ml	<b>640614</b>
1 x 1,50 ml	<b>640618</b>

### Multilink primer - Ivoclar Vivadent

Multilink primer A/B. En självetsande och självhärdande primer. Primern fungerar som en förseglare av dentinet och medverkar till en god marginaladaptation som ger höga bondingvärden. Blanda A+B, en droppe av varje och applicera. Används tillsammans med Multilink Automix.



Multilink Primer A refill  
Multilink Primer B refill

1 x 3 g	<b>640698</b>
1 x 3 g	<b>640699</b>

### Multilink Dubbelspruta - Ivoclar Vivadent

Kemiskt härdande resinbaserat cement med kemiskt härdande och självetsande primer. Cementerar helkeramer, metallkeramik och komposit. Dubbelspruta.



Transparent, dubbelspruta  
Gul, dubbelspruta  
Primer A+B  
Metal Primer

2 x 3 g	<b>640693</b>
2 x 3 g	<b>640694</b>
2 x 3 g	<b>640696</b>
5 g	<b>640697</b>

### Multilink Automix SP Easy Clean-Up - Ivoclar Vivadent

Kompositcement för kron- och bro, inlay, onlay och pelarkonstruktioner i metall, keramik eller komposit. Självetsande och kemiskt härdande, kan vid behov ljushärdas. Med blandningsspetsen som skruvas direkt på sprutan blandas materialet automatiskt. Färger: transparent eller gul. Nu enklare att avlägsna överskottscement. Ljushärda överskottet ca 2-4 sekunder, den gelfas som då bildas gör att materialet lätt kan avlägsnas med t.ex en scaler. Cementet skapar då en felfri varaktig bindning och en skarv som inte kan penetreras av orala vätskor.

Systempack: 1 x 9 g automixspruta, 15 blandningsspetsar, 1 x 5 g Monobond Plus universalprimer, 2 x 3 g primer A och B, 1 x 2,5 g Liquid Strip samt tillbehör.



#### Systempack

Transparent NG  
Gul NG

1 x 1 fp	<b>640763</b>
1 x 1 fp	<b>640764</b>

# TANDFYLLNING/CEMENT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Multilink Automix Easy Starter Transparent NG - Ivoclar Vivadent

Transparent kemiskt (själv-) härdande kompositcement. Går att ljushärda, har hög röntgenkontrast (350% AI). Används tillsammans med en självetsande emalj-/dentinprimer på tanden, samt Monobond Plus på tandersättningen. Binder till metall (inkl. Zirkonium), keramik och komposit.



Starter pack, transparent

1 x 1 fp

**640765**

## Multilink Automix Easy NG

- Ivoclar Vivadent

Ett kemiskt härdande kompositcement som kan ljushärdas. Används tillsammans med den självetsande och självhärdande emalj-/dentinprimern Multilink Primer A och B.

Avsett för adhesiv cementering av kron- och bro, inlay/onlay samt pelarkonstruktioner i metall, keramik och komposit. Enkelt att avlägsna över-skottsmaterial. Kan förvaras i rumstemperatur - tack vare ett utvecklat initiatorsystem.

Refillsprutor.



### Refiller

Transparent NG

1 x 9 g

**640737**

Gul NG

1 x 9 g

**640738**

Opak NG

1 x 9 g

**640739**

Blandningsspetsar

1 x 15 st

**640746**

## Multilink/MultiCore endospets

- Ivoclar Vivadent

Vinklad förlängningstip. Passar blandningsspetsarna till Multilink och Multicore, fästes enkelt på blandningsspetsen. Gör det enkelt att applicera material direkt ner i rotkanalen.



Förlängningstip

1 x 5 st

**640747**

## MaxCem Elite - Kerr

Självetsande, självbindande (selfadhesiv) och dualhärdande kompositcement. Förbättrad bindningsstyrka. Mycket enkelt att hantera.



Kit: 5 sprutor (2 clear, 1 vit, 1 vit opak, 1 st gul) och tillbehör

1 x 1 fp

**650640**

Clear samt tillbehör

1 x 5 g

**650641**

Clear

2 x 5 g

**650642**

White

2 x 5 g

**650643**

White Opak

2 x 5 g

**650644**

Yellow

2 x 5 g

**650645**

Brown

2 x 5 g

**650646**

Automix blandningsspetsar, normal.

1 x 50 st

**650647**

# TANDFYLLNING/CEMENT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### RelyX Ultimate - 3M ESPE

Dual- och ljushärdande resincement i automix-spruta

Tre olika blandningsspetsar regular, intraoral och endospets.

För cementering av indirekta restaurationer, finns i 4 färger TR, A1, A3 opak samt B05. Används i kombination med ets och bonding.



#### Professional Kit innehåller:

1x5 ml bonding  
1x3 ml ets/25 appliceringstippar  
50 mixing wells  
50 appliceringsborstar  
4x8.5 g cement, en fp av varje färg  
30 blandningstippar regular  
10 blandningsskruvar/10 endotippar  
10 blandningsskruvar/10 Intraorala tippar  
Teknikguide

#### Trial Kit Translucent innehåller:

1x1.5 ml bonding  
1x3 ml ets  
50 appliceringsborstar  
1x8.5 g cement Translucent  
10 regular tippar, 5 intraorala tippar  
1 Teknikguide

Professional Kit	1 x 1 fp	<b>650740</b>
Trial Kit Transparent	1 x 1 fp	<b>650741</b>
Trial Kit A1	1 x 1 fp	<b>650742</b>
Refill A1	1 x 8,50 g	<b>650743</b>
Refill A3 Opaque (A30)	1 x 8,50 g	<b>650744</b>
Refill Bleach (B0,5)	1 x 8,50 g	<b>650745</b>
Refill Transparent	1 x 8,50 g	<b>650746</b>
Regular blandningsspetsar	1 x 30 st	<b>650747</b>
Wide&Endo blandn.spetsar	1 x 10 st	<b>650748</b>
Wide&Intraorala spetsar	1 x 10 st	<b>650750</b>

### RelyX Unicem 2 Clicker - 3M ESPE

Självbondande universalcement, translucent för alla permanenta indikationer (ej skalfasader). Dualhärdande, kräver inte kofferdam, ets eller bonding. Förpackas i "easy to mix" clicker dispenser.



Translucent	1 x 11 g	<b>650737</b>
A2 Universal	1 x 11 g	<b>650738</b>
A3 Opak	1 x 11 g	<b>650739</b>

### RelyX Unicem 2 Automix - 3M ESPE

Universalcement för all cementering (med undantag för fasader och Maryland broar). Dualhärdande, kräver inte ets eller bond. Enkelt att applicera med hjälp av praktisk automixspruta.

Blandningsspets för RelyX Unicem 2 Automix.  
Regular (normal) spetsig



<b>1-pack</b>		
Translucent	1 x 8,50 g	<b>650725</b>
A2 Universal	1 x 8,50 g	<b>650726</b>
A3 Opak	1 x 8,50 g	<b>650727</b>
<b>3-pack</b>		
A2 Universal Bulk	3 x 8,50 g	<b>MD100638</b>
A3 Opaque Bulk	3 x 8,50 g	<b>MD100639</b>
Transparent Bulk	3 x 8,50 g	<b>MD100640</b>
<b>Tillbehör</b>		
Blandningsspets (normal)	1 x 30 st	<b>650730</b>
Endo spetsar	1 x 15 st	<b>650734</b>
Intraorala spetsar	1 x 15 st	<b>650735</b>

# TANDFYLLNING/CEMENT

## PRODUKTBESKRIVNING

### RelyX Unicem - 3M ESPE

Universalcement för all cementering utom skalfasader och Maryland broar. Dualhärdande. Är lätt att använda. Kräver ingen kofferdam, ets eller bonding. Är förpackad i "aplicap kapseln".

Trial Pack: Sortiment 20 st x 0,3 g, 10 st A2 Universal, 6 st Translucent, 4 st A3 opak.

Refillsortiment: 50 st x 0,3 g, 24 st A2 Universal, 16 st Translucent, 10 st A3 Opak.



## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Trial Pack

10 A2 Universal, 6 Translucent, 4 A3 opak.

20 x 0,10 ml

650690

### Refillsortiment

24 A2 Universal, 16 Translucent, 10 A3 Opak

50 x 0,10 ml

650691

### Refiller

Translucent

50 x 0,10 ml

650692

A3 Opak

50 x 0,10 ml

650693

A2 Universal

50 x 0,10 ml

650694

Translucent

20 x 0,35 ml

650715

A3 Opak

20 x 0,35 ml

650716

A2 Universal

20 x 0,35 ml

650717

A1

20 x 0,10 ml

650695

Vit Opak

20 x 0,10 ml

650696

### RelyX Veneer Cement - 3M ESPE

Ljushärdande resincement för fasader, inlägg/ onlay. Fäster till porslin och komposit.

Cement: 1 x 3 g refillsprutor.



### Refillsprutor

Translucent

1 x 3 g

651211

Vit/opak

1 x 3 g

651212

A1/Ljussgul

1 x 3 g

651213

A3/Opak/Gulopak

1 x 3 g

651214

B05/Vit

1 x 3 g

651216

### Embrace Wetbond - Pulpdent

Universellt "One-Step" resincement. Dualhärdande, fluoravgivande med röntgenkontrast. Förbättrad formel för högre styrka vid cementering av prefabricerade lab-framställda ersättningar, kron och bro, ädla och oädla metaller, stift, inlays och onlays. Unik wetbondning teknologi binder i det flesta miljöer inkl fuktiga. Elimineras microläckage. Tunn filmtjocklek, självetsande, självbondande, ingen primer, ingen silan, färgstabil. Välj mellan låg eller medium viskositet.



### Automixspruta inkl 20 blandn.spetsar

Low viscosity

1 x 7 g

650245

Medium viscosity

1 x 7 g

650246

### Bifix - Voco

Universellt fastsättningssystem som fäster på det mesta. Materialet är kemiskt härdande, men kan ljushärdas. Flexibla härdningsmöjligheter ger större användningsområde och ökad säkerhet. Har hög röntgenkontrast och "one step" fastsättning av keramik. Fäster till tex keramik, dentin, emalj, komposit och metall. I QuickMix spruta.



Kit: 10 g Universal, 8 ml Solobond plus, 5 ml Bifix keramisk bondning, 5 ml Vococid etsgel, blandningsspetar samt intraorala tippar

1 x 1 fp

652385

Refill: 10 g Universal, blandningsspetar samt intraorala tippar

1 x 1 fp

652386

Blandningsspetar

1 x 50 st

652389

Intraorala tippar

1 x 50 st

652388



# TANDFYLLNING/TEMPORÄRA MATERIAL

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>TEMPORÄRA FYLLNINGSMATERIAL</b>		
<p><b>TempoSil 2 - Coltène</b> Temporärt cement baserat på A-silikon och zinkoxid. Klubbfrött och lätt att avlägsna. Arbetstid 50 sek, stelningstid 2 min.</p>	 <p>Introfp: 2 x 5 ml sprutor, 10 st blandningsspetsar Refillsprutor Blandningsspetsar</p>	<p>1 x 1 fp <b>650387</b> 4 x 5 ml <b>650388</b> 1 x 40 st <b>650389</b></p>
<p><b>Coltosol - Coltène</b> Eugenolfritt temporärt fyllnadsmaterial.</p>	 <p>Vit, spruta Skruv till spruta Vit, burk</p>	<p>5 x 8 g <b>650432</b> 1 x 1 st <b>650431</b> 3 x 37 g <b>650433</b></p>
<p><b>DuoTemp - Coltène</b> Temporärt enkomponents fyllnadsmaterial. Dual- och ljushärdande. Ger hög marginalförsegling. Lätt att avlägsna.</p>	 <p>Spruta</p>	<p>1 x 5 g <b>650455</b></p>
<p><b>IRM - Dentsply</b> Temporärt cement.</p>	 <p>Sats: 40 g pulver, 15 ml vätska Refill: pulver Refill: vätska</p>	<p>1 x 1 fp <b>650397</b> 1 x 40 g <b>650402</b> 1 x 15 ml <b>650403</b></p>
<p><b>IRM kapslar - Dentsply</b> Eugenolbaserat temporärt fyllnadsmaterial.</p>	 <p>Kapslar</p>	<p>50 x 0,35 g <b>650406</b></p>
<p><b>TempoCem NE - DMG</b> Temporärt cement. För cementering av provisoriska ersättningar samt vid inprovning av permanenta arbeten. Ingen separat blandning, levereras i praktisk Smartmix spruta.</p>	 <p>Smartmix dubbelspruta Smartmix blandningsspetsar korta</p>	<p>2 x 11 g <b>650465</b> 1 x 50 st <b>650466</b></p>

# TANDFYLLNING/TEMPORÄRA MATERIAL

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>TempoCem NE Automix - DMG</b></p> <p>Temporärt eugenolfritt cement. För cementering av alla sorters provisorier. Automatisk blandning med pistol. Snabbstelnde utan värmeutveckling, isolerar mot termisk påverkan.</p>	 <p>Automix</p>	<p>1 x 60 g <b>650464</b></p>
<p><b>Revotek LC - GC</b></p> <p>Ljushärdande enkomponentsmaterial för framställning av temporära ersättningar utan att avtryck behöver tas.</p> <p>Förpackning: 1 stav 16 gram, färg B2, ljussäker förvaringslåda i plast och 1 st GC spatel nr 2.</p>	 <p>Introduktionsförpackning</p>	<p>1 x 1 fp <b>650447</b></p>
<p><b>Coe-Pak - GC</b></p> <p>Eugenolfritt provisoriskt täckförband och cement.</p> <p>Normal: Användes 3 min efter blandning.</p> <p>Snabb: Användes 1 min efter blandning.</p> <p>Förpackning: Tub.</p>	 <p>Normal, röd Snabb, grön</p>	<p>2 x 90 ml <b>650420</b> 2 x 90 ml <b>650421</b></p>
<p><b>Coe-Pak Automix NDS - GC</b></p> <p>Eugenolfritt provisoriskt täckförband och cement. NDS står för "new delivery system" och innebär att materialet packats i en ny typ av dispenser. Materialet är exakt detsamma men kräver en annan blandningspistol.</p> <p>Automix för blandningspistol DS 50 1:1/2:1. Kan användas efter 30 sek. Arbetstid: 8 min.</p>	 <p>Automix, 12 blandningsspetsar</p>	<p>2 x 50 ml <b>650419</b></p>
<p><b>Freengenol - GC</b></p> <p>Eugenolfritt temporärt cement. Tub.</p>	 <p>55 g bas, 20 g katalysator, 2,5 ml cleaner</p>	<p>1 x 1 fp <b>650424</b></p>
<p><b>Prevision Cem - Heraeus Kulzer</b></p> <p>Provisoriskt cement. Enkomponent. Stelnar av saliv. Eugenolfri. Tub.</p>	 <p>Tub</p>	<p>1 x 37 g <b>650441</b></p>
<p><b>Telio CS - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Ljushärdande singelkomponentmaterial. För temporära restaurationer klass I och II då inget extra temporärt cement behövs.</p>	 <p>Inlay kapslar universal Inlay kapslar transparent Onlay kapslar transparent Onlay kapslar universal</p>	<p>30 x 0,25 g <b>640464</b> 30 x 0,25 g <b>640465</b> 30 x 0,25 g <b>640466</b> 30 x 0,25 g <b>640467</b></p>

# TANDFYLLNING/TEMPORÄRA MATERIAL

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Telio CS - Ivoclar Vivadent</b> Ljushärdande singelkomponentmaterial. För temporära restaurationer klass I och II då inget extra temporärt cement behövs.</p>	<p>Inlay Universal i spruta Inlay Transparent i spruta Onlay Universal i spruta</p>	<p>3 x 2,50 g <b>640460</b> 3 x 2,50 g <b>640461</b> 3 x 2,50 g <b>640462</b></p>
<p><b>Telio CS Link - Ivoclar Vivadent</b> Dualhärdande material för provisorisk cementering i två färger. Egenskaper: bra tryckhållfasthet och shore-D hårdhet. Indikationer: - kron &amp; bro - inlägg/onlay - fasader</p>	<p>Refill A3 Refill Transparent Refill blandningsspets kort</p>	<p>2 x 6 g <b>640776</b> 2 x 6 g <b>640777</b> 1 x 10 st <b>640778</b></p>
<p><b>Temp Bond Clear - Kerr</b> Resinbaserat provisoriskt cement. Translucent, dualhärdande och eugenolfritt.</p>	<p>Automixspruta, 10 st blandningspetsar</p>	<p>1 x 6 g <b>650442</b></p>
<p><b>Temp Bond Original Automix - Kerr</b> Eugenolbaserat. Naturligt dentinfärgad.</p>	<p>2 automixsprutor, 20 blandningspetsar</p>	<p>1 x 23,60 g <b>650443</b></p>
<p><b>TempBond NE Automix - Kerr</b> Eugenolfritt (NE) temporärt cement- och täckförband i automixspruta.</p>	<p>2 automixsprutor, 20 blandningspetsar</p>	<p>1 x 23,40 g <b>650444</b></p>
<p>Blandningsspetsar till TempBond Original, Clear och NE i automixspruta.</p>	<p>Blandningsspetsar</p>	<p>1 x 50 st <b>650445</b></p>

# TANDFYLLNING/TEMPORÄRA MATERIAL

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Temp Bond NE - Kerr

Temporärt cement- och täckförband. Eugenolfritt (NE). Förpackning: Tuber.



Sats: 50 g bas, 15 g katalysator, blandningsblock

1 x 1 fp **650439**

### Temp-Bond - Kerr

Temporärt cement- och täckförband.

*OBS! Modifiern är eugenolfri och kan användas till Temp Bond och Temp Bond NE.*



Sats: 50 g bas, 15 g katalysator, blandningsblock

1 x 1 fp **650438**

Temp Bond Modifier

1 x 13 g **650437**

### Calasept Temp - Nordiska Dental

Självhäftande temporär fyllning färdig att använda. Hög binding till dentin. Härdar snabbt.



3 x 30 g **MD123976**

### Nobetec - Nordiska Dental

Provisoriskt täckförband/temporärt cement. Innehåller eugenol. Pulver/vätska.



Pulver  
Vätska

1 x 100 g **650380**

1 x 20 ml **650381**

### Cavit - 3M ESPE

Temporärt täckförband. Eugenolfritt. Enpasta-system, stelnar direkt i kontakt med tanden. Baktericid effekt. Förvaras i rumstemperatur. Hållbarhet: 3 år.



Rosa mjuk  
Vit extra mjuk

10 x 7 g **650390**

10 x 7 g **650391**

# TANDFYLLNING/TEMPORÄRA MATERIAL

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>RelyX Temp NE - 3M ESPE</b> Eugenolfritt temporärt cement för kron och bro. Tunn filmtjocklek. Stelningstid från att materialet börjar blandas - 3 min 30 sek.</p>		<p>36 g bas, 16 g katalysator, aktivator, blandningsblock. 1 x 52 g <b>650451</b></p>
<p><b>Clip - Voco</b> Eugenolfritt ljushärdande temporärt material, för provisoriska fyllningar.</p>		<p>Spruta 3 x 4 g <b>650435</b></p>
<p><b>Clip Caps - Voco</b> Eugenolfritt ljushärdande temporärt material, för provisoriska fyllningar. Kapslar.</p>		<p>1287: Kapslar 25 x 0,25 g <b>652331</b></p>
<p><b>Clip F - Voco</b> Eugenolfritt ljushärdande temporärt material, för provisoriska fyllningar. Avger fluor.</p>		<p>1289: Spruta 2 x 4 g <b>652332</b></p>
<p><b>Provicol QM - Voco</b> Eugenolfritt temporärt cement. Spruta.</p>		<p>Spruta Blandningsspetsar 1 x 5 ml <b>652315</b> 1 x 50 st <b>652316</b></p>

# TANDFYLLNING/ISOLERING

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ISOLERING/KAVITETSTVÄTT

### Tubulicid Röd - Dental Therapeutics

För rengöring av preparerade områden. Med 1 % fluor.



Flaska

1 x 100 ml

650558

### Tubulicid Blue Label - Dental Therapeutics

För rengöring av preparerade områden.



Flaska

1 x 100 ml

650559

### Tubulitec Improved - Dental Therapeutics

Liner. För isolering av kaviteter. Skydd mot mikro-läckage och infektion.



Flaska

1 x 10 ml

650550

### Dycal - Dentsply

Röntgenkontrasterande Ca (OH)<sup>2</sup>-isolering. Påverkar inte polymerisationen hos ljushärdande material. Dentinfärg.



13 g bas, 11 g katalysator i tuber.

1 x 24 g

650407

### Life - Kerr

Kalciumhydroxidpasta för djupa kaviteter. Syreresistent. Röntgenkontrast. Förvaras svalt!



#### Normalstelnande

12 g bas, 12 g katalysator, blandningsblock.

1 x 24 g

650413

#### Snabbstelnande

12 g bas, 12 g katalysator, blandningsblock.

1 x 24 g

650414



**Numer 1** när det gäller temporära kronor och broar\*

# Alla har en favorit. Luxatemp.

I mer än 20 år har Luxatemp satt nya rikmärken som det ultimata materialet för skapa perfekt passande estetiska provisorier. DMG har sedan dess utökat sitt sortiment av produkter för framställning av provisorier – skäddarsydda varianter som tillförlitliga och beprövade Luxatemp-Plus, Luxatemp-Fluorescence för överlägsen naturlig estetik eller

Luxatemp Star, det högteknologiska materialet med nya rekordvärden gällande böjhållfasthet och brottresistens – så erbjuder alla material i Luxatemp sortimentet kvalitet och kliniska resultat som gjort Luxatemp till marknadsledare över hela världen under många år.

[www.dmg-dental.com](http://www.dmg-dental.com)



Awards for Luxatemp Star. Luxatemp Star is sold in the USA under the name Luxatemp Ultra. \*Market share USA 2012 according to the dental research company Strategic Data Marketing.

**DMG**  
Dental Milestones Guaranteed

# TANDFYLLNING/PROVISORIER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## PROVISORISKA KRON & BROMATERIAL

### Orbi-Temp K&B

Provisoriskt kron- och bromaterial. Självblandande (automix) kompositmaterial för framställning av temporära kronor och broar, onlays och fasader. Fri från Methymethacrylat.

- Härdningstemperatur under 40 grader
- Låg polymerisationskrympning
- Mycket god passform



A3 4:1

1 x 50 ml

MD122808

### DentoCrown - Itena

Självpolymeriserande resincement för framställning av temporära inlays/onlays, kron/bro. Låg polymerisations-krympning. Hög färgstabilitet, fluorescense och belastningsstyrka.



DentoCrown refill A3  
DentoCrown refill A2

1 x 76 g

MD119505

1 x 76 g

MD119506

Innehåll: CD-patron 50 ml (76 g) + 10 st blandningsspetsar. Passar till dispenser 1:1.

### Luxatemp Automix Plus - DMG

Temporärt kron- och bromaterial i bis-acrylatkomposit. Levereras i Automixampuller, 10:1.

Blandningsspetsarna passar till Luxatemp Automix och Luxatemp Fluorescence, blå 10:1.



Refill inkl. 15 blandningsspetsar

Färg A1

1 x 76 g

652821

Färg A2

1 x 76 g

652822

Färg A3,5

1 x 76 g

652823

Färg B1

1 x 76 g

652824

Färg Bleach Light

1 x 76 g

652825

Blandningsspetsar

1 x 45 st

652826

### Luxatemp Fluorescence - DMG

Provisoriskt material för kronor, broar, inlay, onlay, skalfasader samt långtidsprovisorium. Ett biokompatibelt BIS-Akrylatkomposit med låg härdningstemperatur. Fluorescerande färger ger ett naturligt utseende vid alla ljusförhållanden. 1 Automixampull, 10:1.



Refill inkl 15 blandningsspetsar

Färg A1

1 x 76 g

652805

Färg A2

1 x 76 g

652806

Färg A3

1 x 76 g

652807

Färg A3,5

1 x 76 g

652808

### Luxaform - DMG

Termoplastiskt avtryck i tablettform för snabba miniavtryck. Värm i 65 gradigt vatten, applicera och tag avtryck. Är helt luktfritt och har en lång lagringsstabilitet.



Tabletter

1 x 72 st

652801



# TANDFYLLNING/PROVISORIER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Telio CS C&amp;B refill - Ivoclar Vivadent</b></p> <p>Självhårdande material för tillverkning av temporära restaurationer.</p> <p>Indikationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kron och bro</li> <li>- inlägg / onlay</li> <li>- pelaruppbyggnad</li> <li>- fasader</li> </ul> <p>Arbetstid: 75 sekunder Stelningstid: 70 sekunder</p>	 <p>A2 A3 A3,5 BL3 Blandningsspetsar</p>	<p>1 x 78 g <b>640767</b></p> <p>1 x 78 g <b>640768</b></p> <p>1 x 78 g <b>640769</b></p> <p>1 x 78 g <b>640770</b></p> <p>1 x 50 st <b>640728</b></p>
<p><b>TAB 2000 - Kerr</b></p> <p>Självhårdande akrylat för temporära kronor/ broar. Innehåll introfp: 3 x 30 g pulver + 2 x 30 ml vätska.</p>	 <p>Introduktionsförp. Ljus, pulver Medium, pulver Gul, pulver Regular, vätska Fast set, vätska</p>	<p>1 x 1 fp <b>650038</b></p> <p>1 x 50 g <b>650039</b></p> <p>1 x 50 g <b>650040</b></p> <p>1 x 50 g <b>650041</b></p> <p>1 x 50 ml <b>650042</b></p> <p>1 x 50 ml <b>650043</b></p>
<p><b>Protemp II - 3M ESPE</b></p> <p>Bis-akryl-komposit för framställning av provisoriska kronor och broar. Hög tryckhållfasthet. Polymerisationstemperatur 37°C. Irriterar ej pulpa eller övriga vävnader. Förvaras svalt.</p> <p>2 x 28 g bas, 2,4 g katalysator (I och II), applikations-sprutor, blandningsblock.</p>	 <p>A1 Extra light B3 Yellow A3 Light Katalysator I och II</p>	<p>1 x 60,80 g <b>650088</b></p> <p>1 x 60,80 g <b>650092</b></p> <p>1 x 60,80 g <b>650090</b></p> <p>2 x 2,40 g <b>650094</b></p>
<p><b>Protemp 4 Automix Intro - 3M ESPE</b></p> <p>Komposit för framställning av provisorier. Indikationer: kronor, broar, inlay/onlay, fasader samt långtids provisorier. Starkare än föregångaren Protemp 3 Garant. Självpolerande, behöver inte putsas. Innehåller nanofiller. Fluorescerande färger.</p> <p>Introkit färg A2 inkl. pistol och 16 st blandningsspetsar.</p>	 <p>Introkit A2, pistol, blandningsspetsar</p>	<p>1 x 50 ml <b>650066</b></p>
<p><b>Protemp 4 Automix refill - 3M ESPE</b></p> <p>Komposit för framställning av provisorier. Refill: 50 ml + 16 st blandningsspetsar.</p>	 <p>A1 A2 A3 B3 Bleach</p>	<p>1 x 50 ml <b>650067</b></p> <p>1 x 50 ml <b>650068</b></p> <p>1 x 50 ml <b>650069</b></p> <p>1 x 50 ml <b>650070</b></p> <p>1 x 50 ml <b>650071</b></p>
<p><b>Blandningspistol Protemp Garant - 3M ESPE</b></p> <p>Blandningspistol till Protemp 3 och 4, D50, 4:1/10:1.</p>	 <p>Pistol 4:1/10:1 Kolvtill Protemp pistol Blandningsspetsar, blå</p>	<p>1 x 1 st <b>650064</b></p> <p>1 x 1 st <b>650065</b></p> <p>1 x 50 st <b>650063</b></p>

# TANDFYLLNING/PROVISORIER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Structur Premium - Voco

Självhårdande material för temporära kronor, broar, inlägg och onlays. Form- och färg stabilt. Med naturlig fluorescens och hög glans. Lätt att trimma och polera.

I automixampull.



### Refill inkl blandningsspetsar

Färg A1	1 x 75 g	<b>652324</b>
Färg A2	1 x 75 g	<b>652325</b>
Färg A3	1 x 75 g	<b>652326</b>
Färg A3,5	1 x 75 g	<b>652329</b>
Färg B3	1 x 75 g	<b>652327</b>
Färg BL	1 x 75 g	<b>652328</b>

## Structur 2 SC - Voco

Kompositbaserad kallpolymeriserande pasta för framställning av temporära kronor, broar, inlays och onlays i automixampuller. Hög belastningsstyrka.

Automixampullerna passar blandningspistoler typ 2, för blandning i proportionerna 1:1 eller 1:2.



### Introkit

Färg A3, blandningspistol, 10 blandningsspetsar	1 x 1 fp	<b>652300</b>
---	----------	---------------

### Refill:

A1	1 x 75 g	<b>652301</b>
A2	1 x 75 g	<b>652302</b>
A3	1 x 75 g	<b>652303</b>
A3,5	1 x 75 g	<b>652304</b>
B1	1 x 75 g	<b>652306</b>
B3	1 x 75 g	<b>652305</b>
BL	1 x 75 g	<b>652308</b>
Blandningsspetsar	1 x 50 st	<b>652309</b>

AVTRYCK

BORR & DIAMANT

ENDO

HYGIEN

INSTRUMENT

KIRURGI

KRONOR

ORTODONTI

PROFYLAX

PUTS & POLER

RÖNTGENTILLER

SALIV & SUG

SPRUTOR & KANAL

TANDFYLLNING

UTRUSTNING

A-Ö

## TANDFYLLNING TILLBEHÖR

### SNABBINDEX

<b>Artikulationstillbehör</b> .....	474
<b>Blandningstillbehör</b> .....	476
<b>Blandningspistoler</b> .....	479
<b>Glasjonomerverktyg</b> .....	480
<b>Kariesindikator</b> .....	481
<b>Kompositsprutor och spetsar</b> .....	482
<b>Matrissystem</b> .....	484
Palodent systemet.....	490
Fender systemet.....	491
Hawe Super Mat systemet.....	492
<b>Strips</b> .....	493
<b>Kompositstift</b> .....	495
<b>Rotskruvar</b> .....	500

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ARTIKULATIONSTILLBEHÖR

### Artikulationstillbehör - Kerr

Grönt vax för exakt lokalisering av höga kuspar etc. vid inslipning av restbett, kron & bro, samt protes. Ask med 180 vaxbitar samt 1 vattenfast färgpenna.



Vaxbitar/penna

1 x 180 st

**610788**

### Artikulationsfolie - Hanel

Artikulationsfolie, bredd 22 mm, 12µ. Rulle.



#### Enkelsidig:

Blå

1 x 25 m

**610771**

Grön

1 x 25 m

**610772**

Röd

1 x 25 m

**610773**

Svart

1 x 25 m

**610774**

#### Dubbelsidig:

Röd

1 x 25 m

**610768**

Svart

1 x 25 m

**610769**

### Blue Radar - Hanel

Tunt, blått artikulationspapper.  
80 µ.



Rakt

12 x 12 blad

**610784**

Böjt

12 x 12 blad

**610776**

Hästskoformat

6 x 12 blad

**610778**

### Blue Red Radar - Hanel

Tunt, blå/rött artikulationspapper.  
80 µ.



Rakt

1 x 144 st

**MD129489**

Böjt

12 x 12 blad

**610777**

Hästskoformat

6 x 12 blad

**610779**

### Trollfoilo - Trollhätteplast

8 µ. Tunn artikulationsfolie. Dubbelsidig. Blå eller röd. Klar att använda, ingen hållare behövs. Exakta och tydliga markeringar även på våta porslins- och guld kronor.



Blå

1 x 100 st

**610750**

Röd

1 x 100 st

**610751**

### Articulating Paper - Bausch

40 µ. Dubbelsidigt, rakt, blått eller rött. Förpackning: 200 st.



BK-09, Blå

1 x 200 st

**610831**

BK-10, Röd

1 x 200 st

**610830**

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Articulating Paper - Bausch</b> 200 µ. Dispenser med strips. Rakt eller U-format, blått eller rött.</p> 	<p>BK-01, Rak, blå BK-02, Rak, rött BK-03, U-form, blå</p>	<p>1 x 300 st <b>610833</b> 1 x 300 st <b>610834</b> 1 x 50 st <b>610835</b></p>
<p><b>Articulating Paper Micro - Bausch</b> 60 µ. Micro tunn, förklippta strips.</p> 	<p>BK-61, Rak, blå</p>	<p>1 x 300 st <b>610836</b></p>
<p><b>Arti-Fol - Bausch</b> 8 µ. Ultratunn, artikulationsfolie 22 mm.</p> 	<p>BK-20, Svart, enkelsidig BK-24, Svart, dubbelsidig BK-21, Röd, enkelsidig BK-25, Röd, dubbelsidig BK-23, Blå, enkelsidig BK-27, Blå, dubbelsidig BK-22, Grön, enkelsidig BK-26, Grön, dubbelsidig</p>	<p>1 x 20 m <b>610820</b> 1 x 20 m <b>610821</b> 1 x 20 m <b>610822</b> 1 x 20 m <b>610823</b> 1 x 20 m <b>610824</b> 1 x 20 m <b>610825</b> 1 x 20 m <b>610826</b> 1 x 20 m <b>610827</b></p>
<p><b>Accufilm I - Parkell</b> 2 µ. Ultratunn, artikulationsfolie. Svart eller röd. Enkelsidig. Förpackning: 280 st.</p> 	<p>Svart, enkelsidig Röd, enkelsidig</p>	<p>1 x 280 st <b>610840</b> 1 x 280 st <b>610841</b></p>
<p><b>Accufilm II - Parkell</b> 2 µ. Ultratunn, artikulationsfolie. Svart eller röd. Dubbelsidig. Förpackning: 280 st.</p> 	<p>Svart, dubbelsidig Röd, dubbelsidig</p>	<p>1 x 280 st <b>610842</b> 1 x 280 st <b>610843</b></p>
<p><b>Foliepincett Miller - Hanel</b> Böjd, rostfri foliepincett enl. Miller.</p> 	<p>Miller böjd</p>	<p>1 x 1 st <b>610793</b></p>
<p><b>Foliepincett - Zeffiro</b> Rostfri. Rak.</p> 	<p>Rak</p>	<p>1 x 1 st <b>610789</b></p>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Artikulationsfoliehållare - Hanel</b> Hållare för 1 artikulationsfolie rulle på 22 mm bredd.</p>	22 mm bred	1 x 1 st <b>610790</b>
<h2>BLANDNINGSTILLBEHÖR</h2>		
<p><b>Orbis blandningsblock</b> För komposit. Blank (vaxad) yta.</p>	6,4 x 6,0 cm 4 x 5 cm	1 x 10 st <b>650797</b> 1 x 1 st <b>650796</b>
<p>Storlekar: 6,4 x 6,0 cm - 50 blad/block 4 x 5 cm - 75 blad/block</p>		
<p><b>Orbis blandningsblock</b> Transparent yta. Storlek 7x8 cm. 100 blad/block.</p>	7 x 8 cm	1 x 1 st <b>650795</b>
		
<p><b>Blandningsblock - 3M ESPE</b></p>	<p>Storlek: 5 x 4 cm Storlek: 7,5 x 6,5 cm Storlek: 9,5 x 7,0 cm</p>	<p>1 x 10 st <b>660017</b> 1 x 4 st <b>650790</b> 1 x 1 st <b>650791</b></p>
		
<p><b>Orbis penselskaft</b> Penselskaft. Vitt, enkeländat. Autoklaverbart.</p>	Vitt penselskaft	1 x 1 st <b>650834</b>
		
<p><b>Penselskaft - Dental Pharma</b> Enkeländat penselskaft i vit plast. Autoklaverbart 220°C.</p>	Enkeländat	1 x 1 st <b>650800</b>
		
<p><b>Orbis penslar</b> Pensel, stor. Vit hylsa, svart borst.</p>	Vit hylsa svart borste	1 x 100 st <b>650835</b>
		

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Orbis penslar</b> Penslar, små. Vit eller röd hylsa med svart eller vit borst.	Vit hylsa, svart borste Vit hylsa, vit borste Röd hylsa, svart borste Röd hylsa vit borste	1 x 100 st <b>650836</b> 1 x 100 st <b>650837</b> 1 x 100 st <b>650838</b> 1 x 100 st <b>650839</b>
<b>Penslar - Dental Pharma</b> Engångspensel till penselskaft. Vit hylsa - tunna. Röd hylsa - grova.	Vita Röda	1 x 100 st <b>650801</b> 1 x 100 st <b>650802</b>
<b>Orbis Microbrush</b> Applikator för gel och vätskor. Passar i Microbrush dispenser. 2 mm stort borsthuvud - blå regular 1.5 mm stort borsthuvud - rosa fine	Regular blå Fine rosa	4 x 100 st <b>650830</b> 4 x 100 st <b>650831</b>
<b>Microbrush Plus Superfine - Microbrush</b> Applikator för att applicera och avlägsna t.ex cement, etsgel, sealers, bondingmaterial, hemostatiska lösningar och conditioners. Ett lite styvare huvud för att lättare bearbeta ytan. Stark böjbar spets. Borsthuvudet är litet, 1,0 mm, och kan hålla även små mängder utan att droppa. Tål alkohol, resin, aceton etc. Refill: vita. Dispenser separat, se <i>Microbrush Plus Fine</i> .	Vita	1 x 400 st <b>650816</b>
<b>Microbrush Plus Fine - Microbrush</b> Applikator, för gel och vätskor. Litet borsthuvud, 1,5 mm, med böjbar spets. Kan hålla mycket små mängder utan att droppa. Tål alkohol, resin, aceton etc. Refill: 2 x 100 st gula + 2 x 100 st rosa. Dispenser för Microbrush Plus Superfine, Fine och Regular.	Gula/rosa Dispenser	1 x 400 st <b>650811</b> 1 x 50 st <b>650809</b>
<b>Microbrush Plus Regular - Microbrush</b> Applikator, för gel och vätskor. Något större borsthuvud, 2,0 mm, med böjbar spets. Kan hålla mycket små mängder utan att droppa. Tål alkohol, resin, aceton etc. Refill: aprikos, grön, blå och lila. Dispenser separat, se <i>Microbrush Plus Fine</i> .	Aprikos/grön/blå/lila	1 x 400 st <b>650812</b>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Microbrush x - Microbrush

Svart, extra tunn, förlängd applikator med böjbar spets. Lämplig vid tex endodonti och svåråtkomliga utrymmen.



Intro: dispenser och applikatorer  
Refill: svarta applikatorer

1 x 100 st  
1 x 100 st

**650817**  
**650818**

### Applicator Tip Red - GC

Röd appliceringstip i plast, försedd med en liten pellets i spetsen. Passar vanliga penselskaft.




1 x 50 st

**652405**

### Quick-Stick

Böjbar applikator i blå plast, för gel och vätskor.



1 x 500 st

**620009**

### Stik´n Place

Plastpinne med häftmassa. Underlättar hanteringen av små föremål, t ex inlägg, onlays, skalfasader etc.



1 x 50 st

**660006**

### Pic-N-Stick - Pulpdent

Hållare med häftmassa för inlägg och andra små föremål.



1 x 60 st

**660004**



# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>Blandningspinnar - 3M ESPE</b> Blandningspinnar i plast.</p>		1 x 50 st <b>660018</b>	
<p><b>Glasplatta för cement</b> Blandningsplatta i glas för cement, blank/matt. 95 x 70 x 5 mm.</p>		1 x 1 st <b>400044</b>	
<p><b>LubeCube skumplastkudde - Centrix</b> Skumplastkudde med skåra och fuktad med ljushärdande resin. Drag instrumentspetsen genom skåran för rengöring av instrumentet. Samtidigt fastnar en resinyta på spetsen, vilket gör att instrumentet klibbar mindre till kompositen. Fästs på brickans kant.</p>		1 x 72 st <b>400093</b>	
<p><b>Pipen - Brage Nilsson</b> Engångspipett. Plast.</p>		1 x 500 st <b>510061</b>	
<h2>BLANDNINGSPISTOLER</h2>			
<p><b>Blandningspistol Protemp - 3M ESPE</b> Blandningspistol till Protemp 3 och 4, D50, 4:1/10:1.</p>		<p>Pistol 4:1/10:1 Kolv till Protemp pistol Blandningsspetsar, blå</p>	<p>1 x 1 st <b>650064</b> 1 x 1 st <b>650065</b> 1 x 50 st <b>650063</b></p>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Structur 2 SC blandningspistol - Voco

Blandningspistol typ 2 för Structur SC.



2158: komplett

1 x 1 st **652310**

## GLASJONOMERVERKTYG

### Pistol för glasjonomer - GC

Fuji IV. I metall för GC glasjonomerkapslar.



1 x 1 st **640919**

### Pistol för glasjonomer - GC

Pistol i metall för GC glasjonomerkapslar.



1 x 1 st **640922**

### Fuji Cem Blandningspistol - GC

Blandningspistol. Används till Fuji Cem.



1 x 1 st **640906**

### Aktiveringstång Aplicap - 3M ESPE

Aktiveringstång för Aplicap kapslar.



1 x 1 st **650304**

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Appliceringsspruta Aplicap - 3M ESPE</b> För Ketac-Fil, Ketac-Silver och Ketac Bond Aplicap.		1 x 1 st <b>650318</b>
<b>Aktiveringstång Maxicap - 3M ESPE</b> Aktiveringstång till Maxicap kapslar.		1 x 1 st <b>650297</b>
<b>Appliceringsspruta Maxicap - 3M ESPE</b> Appliceringsspruta till Maxicap kapslar.		1 x 1 st <b>650298</b>
<b>KARIESINDIKATOR</b>		
<b>Caries Finder - Danville</b> En diskret röd penetrerande kariesindikator. Gel-formad i spruta. Identifierar karies och undviker frisk substans vilket minimerar ingreppet. Färgar inte in frisk tandsubstans.	 Spruta	1 x 1 g <b>380302</b>
<b>Snoop Caries Detecting Dye - Pulpdent</b> Kariesindikator med blå färg. Färgar demineraliserat dentin.	 Flaska	1 x 12 ml <b>380301</b>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## KOMPOSITSPRUTOR & SPETSAR

### Centrix Snap-fit - Centrix

Pistol som gör det lätt att trycka kapseln på plats. Snap-Fit (tryck fast) lösning. Enkelt att både sätta fast och att ta bort kapseln från pistolen. Passar alla kompositkapslar på marknaden. Tillverkad i vit plast.



1 x 1 st **660026**

### Kompositpistol Dentsply - Dentsply DeTrey

Kompositpistol i plast. Passar till ampuller från Dentsply.



1 x 1 st **660028**

### Kompositpistol - Heraeus Kulzer

Stadig pistol i metall, parallell rörelse ger mer kraft. Stadig pistol tillverkad i metall.



1 x 1 st **660021**

### Cavifil injector - Ivoclar Vivadent

Cavifilinjector svart/grön som passar alla Ivoclar Vivadents kapslar.



1 x 1 st **660024**

### Kompositpistol XTE 5707SD - 3M ESPE






Kompositpistol i plast med ampullfäste i metall. Passar de flesta kompositkapslar på marknaden.



XTE 5707SD

1 x 1 st **660022**

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Comproject - Rœnvig</b>                      Kompositpistol av rostfritt stål. Passar alla kompositkapslar Kompositpistol av rostfritt stål som passar alla kompositkapslar på marknaden. Fast kolv och rörligt handtag ger ökad stabilitet. Autoklaverbar. Styck.</p>		1 x 1 st <b>150010</b>
<p><b>Kompositspetsar</b></p>	<p>Med kanyl                      Högviskös                      Lågviskös</p>	<p>1 x 100 st <b>660039</b>                      1 x 100 st <b>660035</b>                      1 x 100 st <b>660034</b></p>
<p><b>Accu-Dose spetsar - Centrix</b>                      Orange. Av genomskinligt material som stänger ute det blå ljuset som härdar komposit.                      Nr 440 med rostfri, böjbar kanyl, ø 0,9 mm.                      Nr 436 för högvisköst ljushärdande material.                      Nr 435 för lågvisköst ljushärdande material.</p>		
<p><b>Centrixspetsar genomskinliga - Centrix</b>                      För kompositsprutor inkl. kolvar.</p>		1 x 100 st <b>660046</b>
<p><b>Centrixspetsar svarta, grå - Centrix</b>                      För kompositsprutor inkl. kolvar.</p>		<p>1 x 100 st <b>660048</b>                      1 x 100 st <b>660049</b></p>
<p><b>Cementtuber - Produit Dentaires SA</b>                      Cementtuber.</p>		<p>1 x 36 st <b>660007</b>                      1 x 24 st <b>660008</b></p>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/MATRISER

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## MATRISSYSTEM

### Orbis träkil

Separererkil. Trä. Rundad spets, färgkodad.



Nr 10	Orange	1 x 1000 st	<b>660194</b>
Nr 20	Vit	1 x 1000 st	<b>660195</b>
Nr 30	Grön	1 x 1000 st	<b>660196</b>
Nr 40	Gul	1 x 1000 st	<b>660197</b>

### Hawe träkil - Kerr

Färgkodade träkilar med rundad spets. Även kallad separererkilar Sycamore.



<b>Sortiment 823</b>			
I påse	Sort. färger	1 x 100 st	<b>660169</b>
<b>Sortiment 826</b>			
I dispenser	Sort. färger	1 x 500 st	<b>660180</b>
<b>Refill 822</b>			
Nr 05 mini	turkos	1 x 100 st	<b>660181</b>
Nr 10	orange	1 x 100 st	<b>660177</b>
Nr 20	vit	1 x 100 st	<b>660178</b>
Nr 30	grön	1 x 100 st	<b>660179</b>
Nr 40	gul	1 x 100 st	<b>660170</b>
Nr 50	blå	1 x 100 st	<b>660171</b>
Nr 60	röd	1 x 100 st	<b>660172</b>
Nr 70	vit	1 x 100 st	<b>660173</b>
<b>Refill 829</b>			
Nr 10	orange	1 x 1000 st	<b>660188</b>
Nr 30	grön	1 x 1000 st	<b>660190</b>
Nr 50	blå	1 x 1000 st	<b>660192</b>

### Wedge Wand - Garrison

Anatomiskt utformad plastkil för separation. Färgkodade i fyra olika storlekar (XS,S,M,L).



Introkit		4 x 100 st	<b>MD104392</b>
----------	--	------------	-----------------

### Wedge Wand refill - Garrison

Anatomiskt utformad plastkil för separation. Färgkodade i fyra olika storlekar (XS,S,M,L).



S blå plastkil		1 x 100 st	<b>MD104393</b>
L grön plastkil		1 x 100 st	<b>MD104394</b>
XS gul plastkil		1 x 100 st	<b>MD104395</b>
M orange plastkil		1 x 100 st	<b>MD104396</b>

### Ljuskilsystem Luciwedge - Kerr

Mjuk ljuskil för polymerisering även i cervikala lådor på molarer och premolarer. Användes tillsammans med transparenta förkonturerade matrisband.








770S	X smal	1 x 100 st	<b>660131</b>
771S	små	1 x 100 st	<b>660132</b>
772S	medelstora	1 x 100 st	<b>660133</b>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/MATRISER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Hawe Adapt Luciwedge - Kerr</b> Flexibel separerkit för både transparenta och ej transparenta matrisband. Den ljusledande kilen kan leda ljuset lateralt i approximalrummet.	731 Small 732 Medium 733 Large	1 x 100 st <b>660136</b> 1 x 100 st <b>660137</b> 1 x 100 st <b>660138</b>
<b>Orbis matrishållare Tofflemire - Orbis</b>	Junior Senior Universal	1 x 1 st <b>72116</b> 1 x 1 st <b>72117</b> 1 x 1 st <b>72118</b>
<b>Matrishållare - Dentatus</b> Enligt Nyström. Rostfri.	Nr I höger Nr II vänster	1 x 1 st <b>660454</b> 1 x 1 st <b>660455</b>
<b>Matrisband - Dentatus</b> Stål matrisband i tjocklek: 0,050 mm.	<b>Premolar:</b> Nr 1 rak Nr 2 enkel kusp Nr 6 dubbel kusp  <b>Molar:</b> Nr 3 rak Nr 4 enkel kusp Nr 5 dubbel kusp	1 x 100 st <b>660316</b> 1 x 100 st <b>660317</b> 1 x 100 st <b>660321</b>  1 x 100 st <b>660318</b> 1 x 100 st <b>660319</b> 1 x 100 st <b>660320</b>
<b>Nyströms klass V-matriser - Nyström</b> Tjocklek: 0,05 mm.	Nr I-II Nr III Nr IV Nr V 3 st Va + 3 st Vb	1 x 6 st <b>660360</b> 1 x 6 st <b>660361</b> 1 x 6 st <b>660362</b> 1 x 6 st <b>660363</b>
<b>Orbis förkonturerade matrisband</b> Förkonturerade 0,045 mm, rostfritt stål.	Dubbel premolar Dubbel molar Enkel premolar m/d; d/m Enkel premolar d/m; m/d Enkel molar m/d; d/m Enkel molar d/m; m/d	1 x 50 st <b>MD121948</b> 1 x 50 st <b>MD121945</b> 1 x 50 st <b>MD121949</b> 1 x 50 st <b>MD121950</b> 1 x 50 st <b>MD121946</b> 1 x 50 st <b>MD121947</b>
<b>Orbis Tofflemire matrisband</b> Förkonturerade matrisband. 0,038 mm. Posteriora matriser av rostfritt stål.	0,038 mm	1 x 50 st <b>MD127062</b>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/MATRISER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR																								
<p><b>Orbis tunna matrisband</b> Extra tunna matrisband. Tjocklek: 0,030 mm.</p>	 <p>För premolarer Nr 1 Nr 2 Nr 6</p> <p>För molarer Nr 3 Nr 4 Nr 5</p>	<table border="0"> <tr><td>Nr 1</td><td>rak</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660322</b></td></tr> <tr><td>Nr 2</td><td>enkel kusp</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660323</b></td></tr> <tr><td>Nr 6</td><td>dubbel kusp</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660327</b></td></tr> <tr><td>Nr 3</td><td>rak</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660324</b></td></tr> <tr><td>Nr 4</td><td>enkel kusp</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660325</b></td></tr> <tr><td>Nr 5</td><td>dubbel kusp</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660326</b></td></tr> </table>	Nr 1	rak	1 x 100 st	<b>660322</b>	Nr 2	enkel kusp	1 x 100 st	<b>660323</b>	Nr 6	dubbel kusp	1 x 100 st	<b>660327</b>	Nr 3	rak	1 x 100 st	<b>660324</b>	Nr 4	enkel kusp	1 x 100 st	<b>660325</b>	Nr 5	dubbel kusp	1 x 100 st	<b>660326</b>
Nr 1	rak	1 x 100 st	<b>660322</b>																							
Nr 2	enkel kusp	1 x 100 st	<b>660323</b>																							
Nr 6	dubbel kusp	1 x 100 st	<b>660327</b>																							
Nr 3	rak	1 x 100 st	<b>660324</b>																							
Nr 4	enkel kusp	1 x 100 st	<b>660325</b>																							
Nr 5	dubbel kusp	1 x 100 st	<b>660326</b>																							
<p><b>Orbis Micro-Thin</b> Tunna matrisband av rostfritt stål. Tjocklek: 0,037 mm.</p>	 <p>För premolarer Nr 1 Nr 2 Nr 6</p> <p>För molarer Nr 3 Nr 4 Nr 5</p>	<table border="0"> <tr><td>Nr 1</td><td>rak</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660330</b></td></tr> <tr><td>Nr 2</td><td>enkel kusp</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660331</b></td></tr> <tr><td>Nr 6</td><td>dubbel kusp</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660332</b></td></tr> <tr><td>Nr 3</td><td>rak</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660333</b></td></tr> <tr><td>Nr 4</td><td>enkel kusp</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660334</b></td></tr> <tr><td>Nr 5</td><td>dubbel kusp</td><td>1 x 100 st</td><td><b>660335</b></td></tr> </table>	Nr 1	rak	1 x 100 st	<b>660330</b>	Nr 2	enkel kusp	1 x 100 st	<b>660331</b>	Nr 6	dubbel kusp	1 x 100 st	<b>660332</b>	Nr 3	rak	1 x 100 st	<b>660333</b>	Nr 4	enkel kusp	1 x 100 st	<b>660334</b>	Nr 5	dubbel kusp	1 x 100 st	<b>660335</b>
Nr 1	rak	1 x 100 st	<b>660330</b>																							
Nr 2	enkel kusp	1 x 100 st	<b>660331</b>																							
Nr 6	dubbel kusp	1 x 100 st	<b>660332</b>																							
Nr 3	rak	1 x 100 st	<b>660333</b>																							
Nr 4	enkel kusp	1 x 100 st	<b>660334</b>																							
Nr 5	dubbel kusp	1 x 100 st	<b>660335</b>																							
<p><b>Hawe Titanmatris - Kerr</b> Tunna matrisband i titan. Tjocklek: 0,03 mm.</p>	 <p>1501 1502 1506 1507 1509 1508</p>	<table border="0"> <tr><td>Premolar</td><td>1501</td><td>1 x 30 st</td><td><b>660493</b></td></tr> <tr><td>Premolar</td><td>dubbel kusp 1502</td><td>1 x 30 st</td><td><b>660494</b></td></tr> <tr><td>Molar</td><td>rak 1506</td><td>1 x 30 st</td><td><b>660496</b></td></tr> <tr><td>Molar</td><td>dubbel kusp 1507</td><td>1 x 30 st</td><td><b>660497</b></td></tr> </table>	Premolar	1501	1 x 30 st	<b>660493</b>	Premolar	dubbel kusp 1502	1 x 30 st	<b>660494</b>	Molar	rak 1506	1 x 30 st	<b>660496</b>	Molar	dubbel kusp 1507	1 x 30 st	<b>660497</b>								
Premolar	1501	1 x 30 st	<b>660493</b>																							
Premolar	dubbel kusp 1502	1 x 30 st	<b>660494</b>																							
Molar	rak 1506	1 x 30 st	<b>660496</b>																							
Molar	dubbel kusp 1507	1 x 30 st	<b>660497</b>																							
<p><b>Hawe Titanmatris, förkonturerad - Kerr</b> Förkonturerade, tunna matrisband, 0,03 mm.</p>	 <p>1501 1502 1506 1507 1509 1508</p>	<table border="0"> <tr><td>Premolar</td><td>1590</td><td>1 x 30 st</td><td><b>660495</b></td></tr> <tr><td>Molar</td><td>1591</td><td>1 x 30 st</td><td><b>660498</b></td></tr> </table>	Premolar	1590	1 x 30 st	<b>660495</b>	Molar	1591	1 x 30 st	<b>660498</b>																
Premolar	1590	1 x 30 st	<b>660495</b>																							
Molar	1591	1 x 30 st	<b>660498</b>																							
<p><b>Hawe Tofflemire matriser - Kerr</b> Förkonturerade posteriora matriser av rostfritt stål. Tjocklek: 0,038 mm.</p>		<table border="0"> <tr><td>Nr 1101 C</td><td></td><td>1 x 30 st</td><td><b>660380</b></td></tr> </table>	Nr 1101 C		1 x 30 st	<b>660380</b>																				
Nr 1101 C		1 x 30 st	<b>660380</b>																							



# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/MATRISER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Förkonturerade metallmatriser - Kerr</b>	390 Premolar bilateral 391 Molar bilateral 392 Premolar unilaterala d/m-m/d 393 Premolar unilaterala m/d-d/m 394 Molar unilaterala d/m-m/d 395 Molar unilaterala d/m-m/d 396 Sortiment: Sorterade	1 x 30 st <b>660371</b> 1 x 30 st <b>660372</b> 1 x 30 st <b>660373</b> 1 x 30 st <b>660374</b> 1 x 30 st <b>660375</b> 1 x 30 st <b>660376</b> 1 x 30 st <b>660370</b>
Anatomiskt konturerade posteriora matriser av rostfritt stål. Dubbelapproximala samt v.ök/h.uk och h.ök/v.uk, premolarer och molarer. Tjocklek: 0,045 mm.		
<b>Matrisband - Kerr</b>	1201 premolar rak 1202 premolar dubbel kusp 1203 premolar enkel kusp 1204 premolar dubbel kusp, extra bred 1205 molar enkel kusp 1206 molar rak 1207 molar dubbel kusp 1208 molar dubbel kusp,extra bred	1 x 30 st <b>660416</b> 1 x 30 st <b>660417</b> 1 x 30 st <b>660418</b> 1 x 30 st <b>660419</b> 1 x 30 st <b>660420</b> 1 x 30 st <b>660421</b> 1 x 30 st <b>660422</b> 1 x 30 st <b>660423</b>
Tunna matrisband i rostfritt stål. Tjocklek: 0,038 mm.		
<b>Förkonturerade plastmatriser - Kerr</b>	773 premolarer 774 molarer	1 x 50 st <b>660163</b> 1 x 50 st <b>660164</b>
Transparenta förkonturerade plastmatriser för premolar resp. molar.		
<b>Cervikalmatriser - Kerr</b>	Sats 850S: 275 st sorterade cervikalmatriser, 1 st matrishållare och 1 st tandköttssundanskjutare	<b>660298</b>
Transparenta matriser för ljushärdande kompositmaterial. S=Soft.		
<b>Cervikalmatriser refill - Kerr</b>	851S 852S 853S 854S 855S 856S 857S Matrishållare 861	1 x 150 st <b>660299</b> 1 x 150 st <b>660300</b> 1 x 150 st <b>660301</b> 1 x 150 st <b>660302</b> 1 x 150 st <b>660303</b> 1 x 150 st <b>660306</b> 1 x 150 st <b>660307</b> 1 x 1 st <b>660305</b>
S=Soft		
<b>Cervikalmatriser Aluminium - Kerr</b>	Nr 719 Nr 720 Nr 721 Nr 722 Nr 723	1 x 100 st <b>660281</b> 1 x 100 st <b>660282</b> 1 x 100 st <b>660283</b> 1 x 100 st <b>660284</b> 1 x 100 st <b>660285</b>
Aluminiummatriser med specialbeläggning för komposit och glasjonomer. För klass V fyllningar.		

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/MATRISER

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Co-Form matrisformar

Transparenta matrisformar för klass IV kaviteter och för frakturer på hörn och skär. Speciellt lämpade för ljuspolymeriserande kompositmaterial.

Komplett sortiment för ÖK och UK incisiver samt hörntänder,



Sortiment för ÖK och UK incisiver samt hörntänder,

1 x 128 st

**660950**

### Co-Form sortiment ÖK

Transparenta matrisformar för klass IV kaviteter och för frakturer på hörn och skär. Speciellt lämpade för ljuspolymeriserande kompositmaterial.

Sortiment för ÖK-incisiver enbart.



Sortiment för ÖK-incisiver

1 x 64 st

**660951**

### Co-Form påfyllnadsaskar

Transparenta matrisformar för klass IV kaviteter och för frakturer på hörn och skär.

Påfyllnadsask om 8 matrisformar/fp per typ:

Centraler 11M, 11D, 21M eller 21D

Lateraler 12M, 12D, 22M eller 22D

Hörntänder 13M, 13D, 23M eller 23D

UK-incisiver 31-32M, 31-32D, 41-42M eller 41-42D.



#### Centraler:

11 M

11 D

21 M

21 D

#### Lateraler:

12 M

12 D

22 M

22 D

#### Hörntänder:

13 M

13 D

23 M

23 D

#### UK-incisiver:

31-32 M

31-32 D

41-42 M

41-42 D

4 x 2 st

**660952**

4 x 2 st

**660953**

4 x 2 st

**660954**

4 x 2 st

**660955**

4 x 2 st

**660956**

4 x 2 st

**660957**

4 x 2 st

**660958**

4 x 2 st

**660959**

4 x 2 st

**660960**

4 x 2 st

**660961**

4 x 2 st

**660962**

4 x 2 st

**660963**

4 x 2 st

**660964**

4 x 2 st

**660965**

4 x 2 st

**660966**

4 x 2 st

**660967**

# Optimala klass II fyllningar – på ett enklare sätt




Palodent Plus  
sektionsmatris

SDR  
– 4 mm i ett svep

**Palodent<sup>®</sup>Plus**  
Sektionsmatrissystem

- Optimala kontaktpunkter
- Sluter tätt gingivalt
- Mindre överskott

**SDR<sup>®</sup>**  
Smart Dentin Replacement



- 4 mm härdningsdjup – färre lager, enkelt och snabbt
- Självutjämnas i kaviteten
- 3 års kliniska data\*

For better dentistry

**DENTSPLY**







# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/MATRISER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<h2>Palodent systemet</h2>		
<p><b>Palodent Plus Kit - Dentsply DeTrey</b></p> <p>Sektionsmatrissystem bestående av: spännring, kilar, matriser, tång samt pincett. Sluter tätt runt tanden, minimalt med överskott.</p> <p><b>Starter Kit:</b> 20 matriser, 15 wedges (5 av varje), 5 wedges guard medium, 2 ringar, 1 tång, 1 pincett</p> <p><b>Intro Kit:</b> 100 matriser, 75 wedges (25 av varje), 30 wedges guard (10 av varje), 2 ringar, 1 tång, 1 pincett</p>	<p>Starter Kit</p> <p>Intro Kit</p>	<p>1 x 1 fp <b>660240</b></p> <p>1 x 1 fp <b>660241</b></p>
<p><b>Palodent Plus matriser refill</b></p> <p>- Dentsply DeTrey</p> <p>Matriser för sektionssystemet Palodent Plus. Refiller.</p>	 <p>3,5 mm pedo/prem</p> <p>4,5 mm premolar</p> <p>5,5 mm molar</p> <p>6,5 mm molar</p> <p>7,5 mm molar</p>	<p>1 x 50 st <b>660242</b></p> <p>1 x 50 st <b>660243</b></p> <p>1 x 50 st <b>660244</b></p> <p>1 x 50 st <b>660246</b></p> <p>1 x 50 st <b>660245</b></p>
<p><b>Palodent Plus ringar refill</b></p> <p>- Dentsply DeTrey</p> <p>Spännringar för sektionssystemet Palodent Plus.</p>	 <p>Universal ljusblå</p> <p>Narrow (small) mörkblå</p>	<p>1 x 2 st <b>660247</b></p> <p>1 x 2 st <b>660248</b></p>
<p><b>Palodent Plus Wedges refill</b></p> <p>- Dentsply DeTrey</p> <p>Kilar för sektionssystemet Palodent Plus. Refill.</p>	 <p>Small blå</p> <p>Medium ljusblå</p> <p>Large vit</p>	<p>1 x 100 st <b>660249</b></p> <p>1 x 100 st <b>660250</b></p> <p>1 x 100 st <b>660251</b></p>
<p><b>Palodent Plus tång - Dentsply DeTrey</b></p> <p>Tång för sektionssystem Palodent Plus.</p>		<p>1 x 1 st <b>660252</b></p>
<p><b>Palodent Plus Pin pincett</b></p> <p>- Dentsply DeTrey</p> <p>Pincett för sektionssystem Palodent Plus.</p>		<p>1 x 1 st <b>660253</b></p>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/MATRISER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Palodent WedgeGuard - Dentsply DeTrey</b> Wedges Guard (kil med vinge) för sektionssystem Palodent Plus. Refill.</p>	<p>Small blå Medium ljusblå Large vit</p>	<p>1 x 50 st <b>660254</b> 1 x 50 st <b>660255</b> 1 x 50 st <b>660256</b></p>
		
<p><b>Palodent Sektionsmatriser - Dentsply DeTrey</b> Sektionsmatrissystem för naturliga approximala kontakter. Patenterad fjädrande ring ger det nödvändiga utrymmet för att kunna placera en konturerad sektionssystem. Tre storlekar: Standard: För de flesta posteriora situationer. Mini: För trånga och grunda preparationer. Plus: För större kaviteter ocklusalt – gingivalt.</p>	<p>Standard Mini Plus (med skårer) Bi Tine rund ring Bi Tine oval ring</p>	<p>1 x 100 st <b>660477</b> 1 x 50 st <b>660479</b> 1 x 50 st <b>660480</b> 1 x 4 st <b>660481</b> 1 x 2 st <b>660483</b></p>
		
<p><b>Fender systemet</b> <b>Fender Wedge - Directa</b> Kil i färgad plast med en vinge i rostfritt stål som täcker större delen av ytorna mellan tänderna och skyddar granntanden. Kilen är enkel att applicera och sitter bra, och är ej i vägen vid fortsatt arbete.  Kit: 36 st av varje storlek: X-Small - 1,0 mm lila, Small - 1,4 mm orange, Medium - 1,9 mm grön, Large - 2,3 mm gul.</p>	<p>Kit X-Small 1,0 mm lila Small 1,4 mm orange Medium 1,9 mm grön Large 2,3 mm gul Medium 1,9 mm grön Large 2,3 mm gul</p>	<p>4 x 36 st <b>660154</b> 1 x 36 st <b>660155</b> 1 x 36 st <b>660156</b> 1 x 36 st <b>660157</b> 1 x 36 st <b>660158</b> 1 x 36 st <b>660198</b> 1 x 36 st <b>660199</b></p>
		
<p><b>FenderMate - Directa</b> Plastkil. En konvex matrisform ger en bra kontaktpunkt och undviker interproximala överskott. Kontaktpunkt skapas genom en förböjd fördjupning i kilens flexibla metallvinge. Finns i färgkodade utföranden: vänster regular, vänster smal, höger regular samt höger smal.</p>	<p>Vä regular, grön Vä smal, ljusgrön Hö regular, blå Hö smal, ljusblå</p>	<p>1 x 18 st <b>660150</b> 1 x 18 st <b>660151</b> 1 x 18 st <b>660152</b> 1 x 18 st <b>660153</b></p>
		







# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/MATRISER

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Fender Mate sortiment - Directa</b></p> <p>Kil i färgad plast med en vinge i rostfritt stål som täcker större delen av ytorna mellan tänderna och skyddar granntanden. Kilarna är enkla att applicera och sitter bra, och är ej i vägen vid fortsatt arbete.</p> <p>Sortimentsaskar: 18 eller 36 st av varje storlek: X-Small - 1,0 mm lila, Small - 1,4 mm orange, Medium - 1,9 mm grön, Large - 2,3 mm gul.</p>	<p>Kit Kit</p>	<p>4 x 18 st <b>660149</b> 4 x 36 st <b>660154</b></p>
		
<p><b>FenderMate Fix - Directa</b></p> <p>Ljushärdande matrisfixeringsmaterial vid användning av FenderMate vid fall med vida prepareringsboxar. Flytande komposit med låg fillerhalt.</p>		<p>1 x 2 ml <b>660159</b></p>
<p><b>FenderPrep - Directa</b></p> <p>Kombinerad kil och skyddsplåt. Ger skydd åt granntanden och den omgivande gingivan. Lämplig vid större preparationer som kronor, fasader och inlägg.</p>		<p>Grå 1 x 36 st <b>660147</b></p>
<p><b>FenderPrime - Directa</b></p> <p>En kombination av preparatsskydd och sektionmatris för klass II fyllningar på primära tänder. Ger en säker, snabb och enkel restauration där kravet på kontakter är mindre.</p>		<p>Sortiment Kort neongul Lång neongrön</p> <p>2 x 18 st <b>660160</b> 1 x 18 st <b>660161</b> 1 x 18 st <b>660162</b></p>
<p>Sortiment - 2x18 st (18 kilar av varje färg) Refill - 1x18 st kort gul kil Refill - 1x18 st lång böjbar grön kil</p>		
<p><b>Fender Complete Restoration Kit - Directa</b></p> <p>Kit innehåll: FenderWedge(144 st), FenderMate (72 st), FenderMate Fix (1 pc +3 tips), FenderPrime (36 st) och FenderPrep (36 st).</p>		<p>Kit 1 x 1 fp <b>660148</b></p>
<p><b>Hawe SuperMat systemet</b></p>		
<p><b>Hawe SuperMat sortiment 2150 - Kerr</b></p> <p>Matrissystem med lätt spole, som ej deformerar plastmatriser med sin vikt. Kan även användas för metallmatriser.</p> <p>Innehåll: 1 st verktyg Super-Lock, 14 st förmonterade stålmatriser (5 st 5 mm + 5 st 6,3 mm), 6 st förmonterade transparenta matriser (5 st 5 mm + 5 st 6,3 mm).</p>		<p>Sats 2150 1 x 100 st <b>660435</b></p>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/STRIPS

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR																				
<p><b>Hawe Adapt SuperCap Stålmatrix - Kerr</b> Förmonterade stålmatrixer för matrissystemet SuperMat.</p>	<p>2161: 5 mm, blå 2162: 6,3 mm, grön</p>	<p>1 x 50 st <b>660436</b> 1 x 50 st <b>660437</b></p>																				
																						
<p><b>Hawe SuperMat spole refill blå - Kerr</b> Standard. Springan 5,6 mm.</p>	<p>Refill 2010, blå spole</p>	<p>1 x 50 st <b>660426</b></p>																				
																						
<p><b>Hawe SuperMat spole refill grön - Kerr</b> Springan 6,7 mm, för bredare matrisband.</p>	<p>Refill 2015, grön spole</p>	<p>1 x 100 st <b>660428</b></p>																				
																						
<h2>STRIPS</h2>																						
<p><b>Orbis diamantstrips</b> Strips med perforering.</p>		<table border="0"> <tr> <td>Fin, röd</td> <td>2,5 mm/14,7 cm</td> <td>1 x 10 st</td> <td><b>471250</b></td> </tr> <tr> <td>Medium, blå</td> <td>2,5 mm/14,7 cm</td> <td>1 x 10 st</td> <td><b>471251</b></td> </tr> <tr> <td>Fin, röd</td> <td>3,75 mm/14,7 cm</td> <td>1 x 10 st</td> <td><b>471252</b></td> </tr> <tr> <td>Medium, blå</td> <td>3,75 mm/14,7 cm</td> <td>1 x 10 st</td> <td><b>471253</b></td> </tr> </table>	Fin, röd	2,5 mm/14,7 cm	1 x 10 st	<b>471250</b>	Medium, blå	2,5 mm/14,7 cm	1 x 10 st	<b>471251</b>	Fin, röd	3,75 mm/14,7 cm	1 x 10 st	<b>471252</b>	Medium, blå	3,75 mm/14,7 cm	1 x 10 st	<b>471253</b>				
Fin, röd	2,5 mm/14,7 cm	1 x 10 st	<b>471250</b>																			
Medium, blå	2,5 mm/14,7 cm	1 x 10 st	<b>471251</b>																			
Fin, röd	3,75 mm/14,7 cm	1 x 10 st	<b>471252</b>																			
Medium, blå	3,75 mm/14,7 cm	1 x 10 st	<b>471253</b>																			
<p><b>Orbis celluidstrips</b> Celluidstrips. Raka, tunna 0,05 mm, längd 120 mm.</p>		<p>0,05 mm/8,5 mm 1 x 1000 st <b>660459</b></p>																				
<p><b>Hawe Stop Strips - Kerr</b> Transparenta matrisstrips med inbyggt stopp, att kila fast mellan närliggande tänder. Böjda och raka i 2 olika bredder, 8 och 10 mm.</p>		<table border="0"> <tr> <td>Nr 641</td> <td>8 mm</td> <td>Raka</td> <td>100 st/fp</td> <td><b>660472</b></td> </tr> <tr> <td>Nr 642</td> <td>10 mm</td> <td>Raka</td> <td>100 st/fp</td> <td><b>660473</b></td> </tr> <tr> <td>Nr 651</td> <td>8 mm</td> <td>Böjda</td> <td>100 st/fp</td> <td><b>660474</b></td> </tr> <tr> <td>Nr 652</td> <td>10 mm</td> <td>Böjda</td> <td>100 st/fp</td> <td><b>660475</b></td> </tr> </table>	Nr 641	8 mm	Raka	100 st/fp	<b>660472</b>	Nr 642	10 mm	Raka	100 st/fp	<b>660473</b>	Nr 651	8 mm	Böjda	100 st/fp	<b>660474</b>	Nr 652	10 mm	Böjda	100 st/fp	<b>660475</b>
Nr 641	8 mm	Raka	100 st/fp	<b>660472</b>																		
Nr 642	10 mm	Raka	100 st/fp	<b>660473</b>																		
Nr 651	8 mm	Böjda	100 st/fp	<b>660474</b>																		
Nr 652	10 mm	Böjda	100 st/fp	<b>660475</b>																		
<p><b>Hawe Celluidstrips - Kerr</b> Celluidstrips, 0,05 mm. Böjda och raka i 2 olika bredder, 8 och 10 mm.</p>		<table border="0"> <tr> <td>Nr 691</td> <td>8 mm</td> <td>Raka</td> <td>100 st/fp</td> <td><b>660460</b></td> </tr> <tr> <td>Nr 692</td> <td>10 mm</td> <td>Raka</td> <td>100 st/fp</td> <td><b>660462</b></td> </tr> <tr> <td>Nr 696</td> <td>8 mm</td> <td>Böjda</td> <td>100 st/fp</td> <td><b>660461</b></td> </tr> <tr> <td>Nr 697</td> <td>10 mm</td> <td>Böjda</td> <td>100 st/fp</td> <td><b>660463</b></td> </tr> </table>	Nr 691	8 mm	Raka	100 st/fp	<b>660460</b>	Nr 692	10 mm	Raka	100 st/fp	<b>660462</b>	Nr 696	8 mm	Böjda	100 st/fp	<b>660461</b>	Nr 697	10 mm	Böjda	100 st/fp	<b>660463</b>
Nr 691	8 mm	Raka	100 st/fp	<b>660460</b>																		
Nr 692	10 mm	Raka	100 st/fp	<b>660462</b>																		
Nr 696	8 mm	Böjda	100 st/fp	<b>660461</b>																		
Nr 697	10 mm	Böjda	100 st/fp	<b>660463</b>																		

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/STRIPS

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Directa Strips</b></p> <p>Matrisstrips, tunna, 0,05 mm. Passar silikat och kompositmaterial. Av polyester, 9 mm breda.</p>	 <p>Raka Böjda</p>	<p>1 x 100 st <b>660465</b> 1 x 100 st <b>660466</b></p>
<p><b>Puts- &amp; polerstrips</b></p> <p><b>Horico Strips</b></p> <p>Stålseparerstrips. Slipmedel på en sida.</p>	 <p>Nr 302 2 mm fin Nr 302 2 mm medium Nr 303 3 mm fin Nr 303 3 mm medium Nr 304 4 mm fin Nr 304 4 mm medium Nr 304 4 mm grov Nr 306 6 mm fin Nr 306 6 mm medium Nr 306 6 mm grov</p>	<p>1 x 12 st <b>471225</b> 1 x 12 st <b>471226</b> 1 x 12 st <b>471227</b> 1 x 12 st <b>471228</b> 1 x 12 st <b>471231</b> 1 x 12 st <b>471232</b> 1 x 12 st <b>471233</b> 1 x 12 st <b>471234</b> 1 x 12 st <b>471235</b> 1 x 12 st <b>471238</b></p>
<p><b>Horico perforerade stålstrips - Horico</b></p> <p>Tunna (0,05 mm) perforerade stålstrips. Avlägsnar effektivt plack och tandsten i och med inbyggda skärande kanter. Autoklaverbara.</p>	 <p>Stålstrips perf. 4 mm</p>	<p>1 x 10 st <b>MD128433</b></p>
<p><b>Metallstrips sortiment - GC</b></p> <p>Färgkodade metallstrips för finishering och puts av approximalytor. Tunna, flexibla och tåliga. Kan autoklaveras.</p> <p>Sortimentsförpackning: 12 strips, 4 av varje färg. Refill: 4 av varje bredd - 2,6 mm, 3,3 mm och 4,0 mm.</p>	 <p>Sortiment Blå Grön Gul</p>	<p>1 x 12 st <b>471241</b> 1 x 12 st <b>471242</b> 1 x 12 st <b>471243</b> 1 x 12 st <b>471244</b></p>
<p><b>Epitex polerstrips - GC</b></p> <p>Finisherings- och putsstrips samt matrisband. Extremt tunt. Indikation: glasjonomer och kompositterapi.</p> <p>Sortiment: Dispenser med 5 rullar 5 mm strips i 4 grovlekar + transparent matrisband 8 mm. 10 m. Refiller separat om 10 m.</p>	 <p>Sortiment Coarse Blå Medium Grön Fine Grå X-Fine Röd Transp. matrisband 8 mm</p>	<p>1 x 1 fp <b>471218</b> 1 x 10 m <b>471219</b> 1 x 10 m <b>471220</b> 1 x 10 m <b>471221</b> 1 x 10 m <b>471222</b> 1 x 10 m <b>471223</b></p>
<p><b>Sof-Lex Plaststrips - 3M ESPE</b></p> <p>Dubbeländat slipstrips. Aluminiumoxidbeläggning. Mittparti utan slipmedel för att inte skada kontaktpunkterna.</p>	 <p>1954N 2 mm Grov-Medium 1954 4 mm Grov-Medium 1956 4 mm Fin-Superfin</p>	<p>1 x 100 st <b>471200</b> 1 x 150 st <b>471201</b> 1 x 120 st <b>471202</b></p>



# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/STIFT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## KOMPOSIT STIFT

### Avtrycksstift

#### Göransson stift - Directa

Stift för avtryck. Plaststift enl. Göransson. Gröna, 22 mm.



1 x 60 st **610818**

## Glasfiberstift

#### ParaPost Fiber White - Coltène

Metallfritt glasfiberstift. Vitt, opakt med röntgenkontrast.

ParaPost cement - se resincement.



Introfp: 3 st stift av storlek 4,5 och 5. 2 st stift av storlek 5,5 och 6. 1 st borr till varje stiftstorlek, universalhandnyckel, röntgenguide för stiftstorlek.

**Refill:**

Stl 4,5

Stl 5

Stl 5,5

Stl 6

1 x 1 fp **661440**

1 x 5 st **661441**

1 x 5 st **661442**

1 x 5 st **661443**

1 x 5 st **661444**

#### ParaPost Fiber Lux - Coltène

Ljusledande, translucent glasfiberstift med rundat huvud. Med röntgenkontrast. Passar alla cement.

Introduktionskit eller refillförpackning om 5 stift.



Intro kit: 15 stift sorterade i storlekarna 3-4-4, 5-5-5, 5-6 + ett borr i varje storlek samt en skruvnyckel

**Refiller:**

Storlek 3 - 0,9 mm

Storlek 4 - 1,00 mm

Storlek 4,5 - 1,14 mm

Storlek 5 - 1,25 mm

Storlek 5,5 - 1,40 mm

Storlek 6 - 1,50 mm

1 x 1 fp **661450**

**661451**

1 x 5 st **661452**

1 x 5 st **661453**

1 x 5 st **661454**

1 x 5 st **661455**

1 x 5 st **661456**

#### Luscent glasfiberstift K3 kit - Dentatus

Estetiskt, ljusledande, transparent, glasfiberförstärkt rotstift. Med böjhållfasthet som motsvarar dentinet. Rymmare med design som liknar glasfiberstiftets konicitet, utan djupmarkering.

Sortiment: 5 st stift av vardera S, M, L, 1 st Small rymmare RUG-4/2, 1 st Medium rymmare RUG-5/2, 1 st Large rymmare RUH-6/2, 1 st rymmare Probos I, 15 pelarmatriser (sorterade).



LUC-K3 Kit

1 x 1 fp **660274**

#### Luscent glasfiberstift refill - Dentatus

Refillstift utan rymmare. De olika storlekarna har olika färgmarkering.

Blå = Large 19 mm.

Röd = Medium 17 mm.

Gul = Small 15 mm.



S (small)

M (medium)

L (large)

1 x 15 st **660278**

1 x 15 st **660279**

1 x 15 st **660280**

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/STIFT

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Luscent glasfiberstift storpack - Dentatus</b></p> <p>Refill inkl pelarmatriser i tre olika storlekar 10 + 10 + 10 st. Stiften är färgmärkta med en silikonring,</p> <p>Blå = Large 19 mm. Röd = Medium 17 mm. Gul = Small 15 mm.</p> <p>Refill med blandade storlekar: 30 st glasfiberstift (12 st S, 10 st M, 8 st L), 30 pelarmatriser.</p>	 <p>S (small) M (medium) L (large)</p>	<p>1 x 30 st <b>660295</b> 1 x 30 st <b>660296</b> 1 x 30 st <b>660297</b></p>
<p><b>Luscent reamers refill - Dentatus</b></p> <p>Rymmare i refillförpackning om 2 st.</p> <p>RUG-4/2, S (Small) 28 mm lång RUG-5/2, M (Medium) 28 mm lång RUG-6/2, L (Large) 28 mm lång</p>	 <p>Small RUG-4 Medium RUG-5 Large RUG-6</p>	<p>1 x 2 st <b>480588</b> 1 x 2 st <b>480589</b> 1 x 2 st <b>480590</b></p>
<p><b>RelyX Fiber Post - 3MEspe</b></p> <p>Translucenta glasfiberstift med dentinliknande egenskaper. Cylindriska, vilket minimerar risken för frakturer, flexibla och med hög röntgenopacitet. Lätta att korta av och lätta att avlägsna om fyllningen ska göras om. Binder kemiskt till cementet.</p> <p><b>Introkit:</b> 5 st fiberstift av varje storlek, 4 st borrar - ett av varje, 20 st förlängda appliceringsspetsar</p> <p><b>Starterkit:</b> 5 st fiberstift av varje storlek, 4 st borrar - ett av varje, 20 st förlängda appliceringsspetsar + RelyX Unicem Trial kit</p> <p><b>Refillstift:</b> 10 st + 10 st förlängda applicerings-spetsar</p>	 <p>Introkit Starterkit</p> <p><b>Refillstift:</b> Nr 1 gul Nr 2 röd Nr 3 blå</p> <p><b>Refill borrar:</b> Nr 1, 1,3 mm Nr 2, 1,6 mm Nr 3, 1,9 mm</p> <p>Reamer – universalborr Förlängd appl.spets Refillstift Nr 0 Refill borr Nr 0</p>	<p>1 x 1 fp <b>661849</b> 1 x 1 fp <b>661848</b></p> <p>1 x 10 st <b>661850</b> 1 x 10 st <b>661851</b> 1 x 10 st <b>661852</b></p> <p>1 x 1 st <b>661853</b> 1 x 1 st <b>661854</b> 1 x 1 st <b>661855</b></p> <p>1 x 1 st <b>661856</b> 1 x 10 st <b>661857</b> 1 x 10 st <b>661858</b> 1 x 1 st <b>661859</b></p>
<p><b>Förstärkta glasfiberstift</b></p> <p><b>Snowpost - Carbotech</b></p> <p>Kompositstift förstärkta med Zirconia AR glasfiber. Vita, god estetik. God elasticitet. Röntgenkontrasterande.</p>	 <p>Minikit: 20 stift + 4 reamers</p> <p><b>Refiller:</b> Vit 1,0 mm Gul 1,2 mm Röd 1,4 mm Blå 1,6 mm</p>	<p>1 x 1 fp <b>661820</b></p> <p>1 x 10 st <b>661823</b> 1 x 10 st <b>661824</b> 1 x 10 st <b>661825</b> 1 x 10 st <b>661826</b></p>
<p><b>Glassix - Harald Nordin</b></p> <p>Tandfärgat glasfiberstift med hög böj- och vridresistens. Tre olika diametrar. Cylindrisk form och en mjukt rundad kon passande rotkanalen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra långa</li> <li>• Väl anpassad tandfärg</li> <li>• Ger fyllningen bra djup</li> </ul>	 <p>Kit: 18 st stift (6 av varje storlek) samt 3 reamers</p> <p><b>Refiller stift:</b> Storlek 2-1.20 Storlek 3-1.35 Storlek 4-1.50</p> <p><b>Refill reamers::</b> Storlek 2-1.20 Storlek 3-1.35 Storlek 4-1.50</p>	<p>1 x 1 fp <b>662000</b></p> <p>1 x 6 st <b>662002</b> 1 x 6 st <b>662003</b> 1 x 6 st <b>662004</b></p> <p>1 x 3 st <b>662017</b> 1 x 3 st <b>662018</b> 1 x 3 st <b>662019</b></p>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/STIFT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Ljusledande, förstärkta kompositstift

### Snowlight - Carbotech

Kompositstift förstärkta med Zirconia AR glasfiber. Vita, god estetik. Ljusledande och translucenta. Kan användas med dualhärdande cement och ljushärdande komposit. God elasticitet. Röntgenkontrasterande.



Intro förpackning: 50 st stift

#### Refiller stift

Vit 1,0 mm  
Gul 1,2 mm  
Röd 1,4 mm  
Blå 1,6 mm  
Grön 0,8 mm

1 x 1 fp **661837**  
1 x 10 st **661840**  
1 x 10 st **661841**  
1 x 10 st **661842**  
1 x 10 st **661843**  
1 x 10 st **661838**

## Kolfiberstift

### Carbopost - Carbotech

Kolfiberförstärkta, svarta kompositstift med mekaniska egenskaper som påminner om metallstift. Styva. Röntgenkontrasterande.

Introduktionsförpackning eller refillförpackningar om 10 stift.



Intro förpackning: 50 st stift


#### Refiller stift:

Vit 1,0 mm  
Gul 1,2 mm  
Röd 1,4 mm  
Blå 1,6 mm

1 x 1 fp **661801**  
1 x 10 st **661802**  
1 x 10 st **661803**  
1 x 10 st **661804**  
1 x 10 st **661805**

### Carbopost reamers - Carbotech

Reamers nr 1-4 säljs per styck i respektive storlek.



Nr 1, vit  
Nr 2, gul  
Nr 3, röd  
Nr 4, blå

1 x 1 st **661810**  
1 x 1 st **661811**  
1 x 1 st **661812**  
1 x 1 st **661813**

## ParaPost Systemet

### ParaPost Titan Refill - Coltène

Med platt huvud, lämpligt till pelaruppbyggnad med flera stift (divergerande teknik).



#### Refill, 12 st:

EP 784312 Brun 0,90 mm **661470**  
EP 784412 Gul 1,00 mm **661471**  
EP 7844,512 Blå 1,14 mm **661475**  
EP 784512 Röd 1,25 mm **661472**  
EP 7845,512 Lila 1,40 mm **661476**  
EP 784612 Svart 1,50 mm **661473**

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/STIFT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Avtrycksstift Parapost XP - Coltène

Plaststift.



### Avtrycksstift, 50 st:

P743-3B	Brun	0,90 mm	<b>661500</b>
P 743-4B	Gul	1,00 mm	<b>661501</b>
P 743-4,5B	Blå	1,14 mm	<b>661505</b>
P 743-5,5B	Lila	1,40 mm	<b>661506</b>
P 743-5B	Röd	1,25 mm	<b>661502</b>
P 743-6B	Svart	1,50 mm	<b>661503</b>
P 743-7B	Grön	1,75 mm	<b>661504</b>

## Borr Parapost XP - Coltène

System för indirekt pelaruppbyggnad.



### Borr, 3 st:

P 42-3	Brun	0,90 mm	<b>661483</b>
P 42-4	Gul	1,00 mm	<b>661484</b>
P 42-4,5	Blå	1,14 mm	<b>661487</b>
P 42-5,5	Röd	1,25 mm	<b>661485</b>
P 42-5,5	Lila	1,40 mm	<b>661488</b>
P 42-6	Svart	1,50 mm	<b>661486</b>
P 42-7	Grön	1,75 mm	<b>661489</b>

## Temporärstift Parapost XP - Coltène

Färgad endast på toppen.



### Temporärstift, 20 st:

P 746-3	Brun	0,90 mm	<b>661510</b>
P746-4	Gul	1,00 mm	<b>661511</b>
P 746-4,5	Blå	1,14 mm	<b>661515</b>
P 746-5,5	Lila	1,40 mm	<b>661516</b>
P 746-5	Röd	1,25 mm	<b>661512</b>
P 746-6	Svart	1,50 mm	<b>661513</b>
P 746-7	Grön	1,75 mm	<b>661514</b>

## Parapulpala stift

### Max - Coltène

Parapulpala stift till kompositmaterial, titanlegering. Placeras med vst eller handnyckel. Grovlek .017 eller .021.



### Grovlek 0.17:

M-61 inkl. 2 borrar	1 x 25 st	<b>661601</b>
M-63	1 x 60 st	<b>661603</b>

### Grovlek 0.21:

M-71 inkl. 2 borrar	1 x 25 st	<b>661602</b>
M-73	1 x 60 st	<b>661604</b>

### Borr:

M-91	1 x 5 st	<b>661605</b>
M-92	1 x 5 st	<b>661606</b>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/STIFT

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>TMS Link-Plus Titan - Coltène</b> Självgående retentionsstift i Titan för VST. Boring och iskrivning skall ske med reducerad hastighet, 750 - 1 000 v/min. För förbättrade retentioner vid amalgam- och kompositrestaurationer.</p>		<p><b>Minim, diam. 0,5 mm:</b> EL-821, 24 stift, 1 borr, 1 nyckel EL-822, 60 stift</p> <p><b>Minim, 2/1, diam. 0,5 mm:</b> EL-841, 24 x 2 stift, 2 borr, 1 nyckel EL-842, 60 x 2 stift</p> <p>1 x 1 fp <b>661573</b> 1 x 60 st <b>661585</b></p> <p>1 x 1 fp <b>661572</b> 1 x 60 st <b>661586</b></p>
<p><b>TMS Link-Plus Borr - Coltène</b> Spiralborr, djupbegränsad 2 mm (K-92) eller 1 mm (K-91).</p>		<p>K-92 K-91</p> <p>1 x 6 st <b>460267</b> 1 x 6 st <b>460266</b></p>
<p><b>Filpin Classic - Filhol Dental</b> Titanstift. Storlek small eller medium samt borr dito.</p>		<p><b>35 stift + 1 borr:</b> Small 0,60, röd Medium 0,76, svart</p> <p><b>Borr 1 st/fp:</b> Small, röd Medium, svart</p> <p>1 x 1 fp <b>661680</b> 1 x 1 fp <b>661681</b></p> <p>1 x 1 st <b>661685</b> 1 x 1 st <b>661686</b></p>
<p><b>Stabilok - Davis Healthcare Service</b> Titanstift i två förpackningsstorlekar. Storlek small eller medium samt borr dito.</p>		<p><b>20 stift + 1 borr:</b> Small 0,60, gul Medium 0,76, orange</p> <p><b>100 stift + 5 borr:</b> Small 0,60, gul Medium 0,76, orange</p> <p><b>Borr 1 st/fp:</b> Small, blå Medium, grön</p> <p>1 x 20 st <b>661660</b> 1 x 20 st <b>661662</b></p> <p>1 x 100 st <b>661661</b> 1 x 100 st <b>661663</b></p> <p>1 x 1 st <b>661665</b> 1 x 1 st <b>661666</b></p>

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/STIFT

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## ROTSKRUVAR

### Titan

#### Titanstift Surtex TST- B - *Dentatus*

Sortiment TST-B: 120 st sorterade titanstift, 6 st rottrymmare RUA 1-6, nyckel, stoppringar, grovleksguide.



#### Korta 7,8 mm:

TST-S1	1 x 15 st	660881
TST-S2	1 x 15 st	660882
TST-S3	1 x 15 st	660883
TST-S4	1 x 15 st	660884
TST-S5	1 x 15 st	660885
TST-S6	1 x 15 st	660886

#### Medium 9,3 mm:

TST-M1	1 x 15 st	660887
TST-M2	1 x 15 st	660888
TST-M3	1 x 15 st	660889
TST-M4	1 x 15 st	660890
TST-M5	1 x 15 st	660891
TST-M6	1 x 15 st	660892

#### Långa 11,8 mm:

TST-L1	1 x 15 st	660893
TST-L2	1 x 15 st	660894
TST-L3	1 x 15 st	660895
TST-L4	1 x 15 st	660896
TST-L5	1 x 15 st	660897
TST-L6	1 x 15 st	660898

#### Extra långa 14,2 mm:

TST-EL3	1 x 15 st	660899
TST-EL4	1 x 15 st	660900
TST-EL5	1 x 15 st	660901
TST-EL6	1 x 15 st	660902

Sortiment TST-B	1 x 120 st	660880
Nyckel 3712, NLH, hylsa	1 x 1 st	660239
Nyckel kryss, NLK	1 x 1 st	660238

#### Screw Posts Titanium Assortment -

##### *Harald Nordin*

Titanskruvar med huvud format för att passa kompositmaterial. Tillverkade i 99,8% vävnadsvänlig ren Titanium. Cylindriska.



Assortment 60: Sortiment med 3 skruvar av varje storlek (60 st). Storlek 1-2-3-4-5-6 i S-M-L samt 4-6 XL och en nyckel Hollow.	1 x 1 fp	661900
--	----------	--------

# TANDFYLLNING TILLBEHÖR/STIFT

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Screw Posts Titanium refill - Harald Nordin

Tillverkade i 99,8% vävnadsvänlig ren Titanium.  
Levereras med huvud format för att ge bästa möjliga retention vid komposit uppbyggnad.

Passar Hollow nyckeln. Cylindriska.



#### Refillförpackning skruvar:

S1	1 x 6 st	661901
S2	1 x 6 st	661902
S3	1 x 6 st	661903
S4	1 x 6 st	661904
S5	1 x 6 st	661905
S6	1 x 6 st	661906
M1	1 x 6 st	661907
M2	1 x 6 st	661908
M3	1 x 6 st	661909
M4	1 x 6 st	661910
M5	1 x 6 st	661911
M6	1 x 6 st	661912
L1	1 x 6 st	661913
L2	1 x 6 st	661914
L3	1 x 6 st	661915
L4	1 x 6 st	661916
L5	1 x 6 st	661917
L6	1 x 6 st	661918
XL4	1 x 6 st	661919
XL6	1 x 6 st	661920

## Guld

### Förgyllda förankringsstift Surtex RST -

#### Dentatus

Sortiment RST-B: 120 st sorterade guldstift, 6 st rotrymmare RUA 1-6, stoppringar, nyckel, grovleksguide.



#### Korta 7,8 mm:

RST-S1	1 x 12 st	660851
RST-S2	1 x 12 st	660852
RST-S3	1 x 12 st	660853
RST-S4	1 x 12 st	660854
RST-S5	1 x 12 st	660855

#### Medium 9,3 mm:

RST-M1	1 x 12 st	660857
RST-M2	1 x 12 st	660858
RST-M3	1 x 12 st	660859
RST-M4	1 x 12 st	660860
RST-M5	1 x 12 st	660861
RST-M6	1 x 12 st	660862

#### Långa 11,8 mm:

RST-L1	1 x 12 st	660863
RST-L2	1 x 12 st	660864
RST-L3	1 x 12 st	660865
RST-L4	1 x 12 st	660866
RST-L5	1 x 12 st	660867
RST-L6	1 x 12 st	660868

#### Extra långa 14,2 mm:

RST-EL3	1 x 12 st	660869
RST-EL4	1 x 12 st	660870
RST-EL5	1 x 12 st	660871

Sortiment RST-B	1 x 120 st	660850
-----------------	------------	--------





## SNABBINDEX

Apexlokalisator/pulpatestare .....	504
Belysning .....	505
Blandare .....	506
Bläster/spetsar/pulver .....	508
Dispensrar .....	510
Endomotorer .....	510
Filmbetraktare .....	512
Glödlampor .....	513
Härdljuslampor/tillbehör .....	514
Kameror, intraorala .....	519
Kirurgiutrustning .....	520
Ultraljudsscaler & bläster, EMS .....	522
Ultraljudsscaler & bläster, LM .....	527
Spetsar till luftscaler, Kavo .....	527
Patientspeglar .....	537
Roterande instrument/mikromotorer .....	537
Roterande instrument/turbiner .....	538
Roterande instrument/hand- & vinkelstycken .....	540
Slipmaskin .....	542
Tempurkuddar .....	542
<b>Sterilrum</b>	
Autoklaver .....	543
Rengöringsapparater .....	544
Diskdesinfektion .....	546
Foliesvetsar .....	547
Rengöring roterande instrument .....	548
Ultraljudsrengöring .....	550
<b>Utrustning – övrig</b>	
Operatörsstolar .....	552
Bildplattescanner .....	554
<b>Utrustning – Planmeca .....</b>	
Planmeca stol & unit .....	556
Planmeca CAD CAM .....	566
Planmeca panoramaröntgen .....	572
Planmeca intraoral röntgen .....	576
Planmeca sensorer .....	578
Planmeca bildplattescanner .....	579
Planmeca CBCT .....	580
Planmeca Romexis bildhanteringsprogram .....	584
Planmecas kommunikationstjänster .....	586
<b>Maskinrum</b>	
Sugmotorer/Sugsystem .....	588
Avskiljning .....	589

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## APEXLOKALISATOR/VITALITETSTEST

### ProPex Pixi apexlokalisator

- Dentsply Maillefer

Propex Pixi - apexlokalisator i miniformat, (66x55x18mm) och väger endast 55 g. Liten och smidig. Inga inställningar behöver göras. Sladdlös.



ProPex Pixi A1030

1 x 1 st

MD128609

### ProPex II Apexlokalisator - Dentsply Maillefer

Apexlokalisator med stor display och hög mät-noggrannhet. Mäter med flera frekvenser. Schematisk bild, skala, digital angivelse på bildskärm 83 x 51 mm. Uppladdningsbara batterier. Mått: 138 x 120 x 84 mm. Batteri 3,6 V. Laddare: 110V/220 V. Nålhållare är en "gaffel" som används att fästa filen i. Speciellt intressant vid mätning av den apikala längden på posteriora tänder.



ProPex II

Filgrepp

Läppklämma

Nålhållare

1 x 1 st

180097

1 x 2 st

180098

1 x 5 st

180099

1 x 2 st

180100

Leverans inkl 2 läppklämmor, 2 filhållare, 1 mätkabel och 1 batteriladdare.

### Digitest II - Parkell

Batteridriven vitalitetstestare designad för optimal ergonomi och enkel hantering. Automatisk enknappshantering. Tre stimulanslägen med inbyggt minne - långsam, medel och snabb. Levereras med fyra autoklaverbara spetsar, en jord/läppklämma och ett 9 V alkaliskt batteri.



Pulpatestare Digitest II

1 x 1 st

180128

### S5 Apexlokalisator - Sendoline

Helautomatisk apexlokalisator. Passar såväl våta som torra kanaler. Kompakt enhet med tydlig grafisk färgdisplay och ljudindikator. Levereras komplett med: bordställ, batteri, kablar, filhållare och läppklämma.



S5 Apexlokalisator

1 x 1 st

MD128164

### Vitality Scanner 2006 - SybronEndo

Pulpatestare med digital display. Batteridriven. Bordsmodell, levereras med kontrollbox inkl. kabel, ett handstycke med 2 undersökningstippar samt läppklämma.



Pulpatestare

1 x 1 st

180095

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## BELYSNING

### Operationsbelysning

#### PM SingLED - Planmeca

Planmeca SingLed. En modern operationsbelysning med LED teknik. Ljusintensiteten kan justeras med hjälp av rörelsesensor utan att vidröra lampan. Operationslampan kan kontrolleras från bryggan, fotkontrollen, on/off knappen eller helt enkelt genom att röra handen framför lampan. Vidare kan lampan förprogrammeras för att följa olika patientinställningar. Horisontalarmen som är extra lång, garanterar en perfekt belysning för hela mandibularregionen. LED lampan har lång livslängd och behöver därför inte bytas samt avger inte värme. Finns för tak-, vägg eller unitmontage.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



PM SingLED operating light

1 x 1 st **101669**

#### DrMach 130F - Dr. Mach

Operationsbelysning med LED Tak, väg eller unitmontage 50 000 lux (130), 60 000 lux (130 F = Fokuserbart ljus). Färgtemperatur 4500 kelvin CRI 95.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Mach LED 130F takmodell -->3 m

1 x 1 st **MD100925**

#### Dr Mach LED2SC - Dr. Mach

Ljusstyrka: 100 000 lux CRI: 96. Färgtemperatur: 4750 K. Ljusfält diameter: 14-28 cm.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Dr Mach LED2SC Hybrid

1 x 1 st **MD128763**

#### DrMach LED 3 MC - Dr. Mach

Ljusstyrka: 130 000 lux. CRI: 96 Färgtemperatur: 4750 K. Ljusfält diameter: 17-28 cm.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



MACH LED 3MC takmodell

1 x 1 st **144200**

### Omfältsbelysning

#### D-Tec HYBRID LED - D-Tec

Ljusstyrka 4000 lux/1,2 m. Mått: 1560 x 780 x 56 mm. Vikt: 22 kg. Rör: 4 x 54 W eller 2 x 24 W.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



DENTA HYBRID LED Field Light  
4x54W 2x24W

1 x 1 st **MD032191**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>D-Tec HALO LED - D-Tec</b> Ljuskälla: 100 W LED. Ljusstyrka: 200-3000 lux/1,2 m. Mått: 1200 x 600 mm. Vikt: 16 kg. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p>	HALO LED	1 x 1 st <b>MD121934</b>
<p><b>D-Tec Denta MID - D-Tec</b> Ljusstyrka: 4500 lux/1,2 m. Mått: 1355 x 525 x 55 mm. Vikt: 9 kg. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p>	Denta MID	1 x 1 st <b>MD125145</b>
<p><b>D-Tec Elips - D-Tec</b> Ljuskälla: 2 x 24 W och 4 x 54 W. Ljusstyrka: 3900 lux/1,2 m. Mått: 1416 x 1024 x 55. Vikt: 18 kg. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p>	D-TEC Primo	1 x 1 st <b>MD129225</b>
<b>BLANDNINGSMASKINER</b>		
<p><b>Alginator II Cadco Alginatblandare - DUX Dental</b> Alginat- och gipsblandare - roterar 300 v/min. Dokumenterat effektiv blandare för alginat och gips. Ger en slät och homogen blandning av materialen utan luftbubblor. Reducerar materialspletet och minimerar rengöringen efteråt. Levereras inkl. ljusblå blandningskopp (diameter 13 cm, höjd 8 cm), alginatspatel och säkring 2 ampere.</p>	<p>Alginat//gipsblandare Blandningskopp stl medium Blandningsspatel</p>	<p>1 x 1 st <b>180001</b> 1 x 1 stxs <b>611512</b> 1 x 1 st <b>611513</b></p>
<p><b>CapMix - 3M ESPE</b> Kapselblandare för alla typer av kapslar. Tystgående och stadig. 2 förinställda blandningstider, 10 resp 15 sek. Manuellt kan tider ställas in mellan 1 och 99 sek. Inställd tid visas tydligt på displayen. Kapselhållare med automatisk låsning och skyddskåpa. Inkl. nätsladd. Fakta: Höjd: 16 cm Bredd: 19,5 cm Djup: 19,5 cm Vikt: 3,75 kg.</p>	Kapselblandare	1 x 1 st <b>180012</b>



# Halo

## LED-belysning i världsklass

lögonfallande design, som inte tar plats. Teknologi du inte ser, men inte vill vara utan. Likt en gloria svävar den över dig. Halo är en armatur som kombinerar den senaste LED-teknologin med design och ögonkomfort i världsklass och är optimerad för de mest ljuskrävande arbetsplatserna.

- Enastående färgåtergivning
- Skugg- och bländfri
- Låg energikonsumtion
- Slimmad och hygienisk design

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Pentamix Lite blandningsmaskin

- 3M ESPE

Pentamix Lite är en liten bärbar blandningsapparat som enbart väger 6,7 kg och är flyttbar. Används till 3M ESPEs Penta material.



Pentamix Lite blandningsmaskin  
Pentamix Lite behållare

1 x 1 st

**MD128339**

1 x 1 st

**MD129193**

## Pentamix 3 blandningsmaskin - 3M ESPE

Blandningsmaskin för avtrycksmaterial. Snabb - blandar och fyller skeden på halva tiden jämfört med Pentamix 2. Litet format (H-28 cm, B-22,5 och Dj-28,3 cm), kan väggmonteras. Vikt: 9,8 kg. 230 V.

För ytterligare information om de olika Penta-materialen, se under avsnittet Avtryck.



Blandningsmaskin

1 x 1 st

**180023**

## BLÄSTER

### Microetcher II - Danville

Intraoral sandbläster. Ger en fin blästeryta på några få sekunder, ökar ytans retention med upp till 400 %. Rostfri konstruktion, utbytbar metalltip. Autoklaverbar.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Microetcher IIA

1 x 1 st

**180411**

## Blästerspetsar

### Sani-Tip - Dentsply

Engångsblästerspetsar. Befintlig bläster (3-vägs-sprutan) konverteras med lämplig ansats till Sani-Tip engångsspetsar.

Standardlängd: 76 mm.

Minilängd: 57 mm.



Standardlängd + 250 st engångsskydd

1 x 250 st


**580460**

Minilängd + 250 st engångsskydd

1 x 250 st

**580461**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Seal-Tight - Kerr</b> Engångsspets för 3-funktions luft/vattenbläster. Förses med en adapter och passar alla blästersprutor. Skyddar mot kontaminering. Ger absolut torr luft.</p>		<p>Engångsspets 1 x 200 st <b>580410</b> Engångsspets 1 x 1500 st <b>580411</b> Adapter för Luzzani luft/vattenbläster 1 x 1 st <b>580412</b></p>
<p><b>Seal Tight Spectrum - Kerr</b> Färgade engångsspetsar för luft/vattenbläster. 7 blandande färger: Plommon, blå, aqua, grön, gul, orange och ceris.</p>		<p>Engångsspets 1 x 1500 st <b>MD125838</b> Engångsspets 1 x 200 st <b>MD125837</b></p>
<p><b>Luzzani blästerspets - Planmeca</b> Grå. Kon till Luzzanispetsen säljes separat.</p>		<p>Grå spets 1 x 1 st <b>580405</b> Kon i metall 1 x 1 st <b>580406</b></p>
<p><b>Blästerpulver</b> <b>Pulver till MicroEtcher II</b> Aluminiumoxidpulver.</p>		<p>Pulver 50 µ, vitt 1 x 453 g <b>471420</b> Pulver 90 µ, brunt 1 x 453 g <b>471421</b> Glaskulor 90 µ 1 x 453 g <b>471422</b></p>

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## DISPENSRAR

### Hygowipe Plus Dispenser - Dürr

Sensoraktiverad dispenser för dosering av torkduk. Ger via sensorpunkter på dispensern önskad dukstorlek och mängd desinficeringsvätska. Lätt att byta dukrulle och vätskebehållare. Monteras på vägg alt. placeras i ett bordsställ.

Levereras med 1 rulle torkduk.

(Dürr desinficeringsvätskor FD322, FD333 samt FD366 passar i dispensern)



Dispenser inkl 1 pappersrulle  
Pappersrullar

1 x 1 st  
6 x 110 m  
**150011**  
**670354**

### Antibac dispenser - Arcus Kjem

Automatisk dispenser. Energieffektiv och miljövänlig, drivs med endast 4 batterier. Bra nyckel (2 extra nycklar medföljer). Möjligt att programmera antal doser per gång.



Antibac dispenser

1 x 1 st  
**MD104534**

## ENDO-MOTORER

### Endo Rooter - FKG Dentaire

Kraftfullt endomotor med LED ljus fokuserat direkt på arbetsområdet. Inställbara hastighet från 250 till 1200 varv/minut. Huvudet kan rotera 360 grader. 10 minnen för förinställda torque/hastighetsprogram. Auto reverse. Sladdlös. Enbart endomotor eller inklusive komplett "kom-i-gång" kit, välj system.

- **Endo Rooter Kit iRaCe:** 1xRooter, 8xiRace, 2xiRace Plus, 1xGuttaperka, 1xPapperspoints, 1xScoutRace, 1x Race ISO10, 1xK-fil ISO 6, 8, 4xK-fil ISO 10, 15. 1xPreRace 30/06, 1x D-Race, 2xiRace Endo stand, 1xSMD dispenser, 2xRace 35/.04

- **Endo Rooter Kit BioRace:** 1xRooter, 5xBioRace Basic, 2xBioRace Extended, 1xGuttaperka F-M, 35/.04, 40/.04, 1xPapperspoints 35/.04, 40/.04. 1xScoutRace, 1xRace ISO 10, 1xK-fil ISO 6,8, 2xK-fil ISO 10,15. 2xD-Race, 2xBioRace Endo stand, 1x SMD dispenser, 1xSpreader 20/.04.



Endo Rooter enbart  
Endo Rooter Kit 1 iRaCe  
Endo Rooter Kit 2 BioRace

1 x 1 st  
1 x 1 fp  
1 x 1 fp  
**MD125962**  
**MD125966**  
**MD125967**



# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>X-Smart Plus WaveOne Kit</b> - <i>Dentsply Maillefer</i></p> <p>Renssystem med växelverkande rörelser och kontinuerlig rotation. Enkelt filval med ISO-färgkodat filbibliotek. Strömbrytare på handstycket.</p> <p>Kit Promo A1035 innehåll: endomotor, filar, pathfil, info dvd samt tydlig bruksanvisning.</p>	Kit	1 x 1 fp <b>180134</b>
	X Smart Plus vst 6:1 till modell 1035	1 x 1 st <b>180135</b>
<p><b>X Smart Plus vst - Dentsply Maillefer</b></p> <p>Vinkelstycke till x SmartPlus motor. Mycket litet huvud på vinkelstycket ger god åtkomlighet och insyn till arbetsfältet. x Smart Plus vst 6:1 till modell 1035.</p>		1 x 1 st <b>180133</b>
<p><b>WaveOne vinkelstycke - Dentsply Maillefer</b></p> <p>WaveOne vinkelstycke 6:1</p>		Vinkelstycke 6:1
<p><b>X-Smart Easy - Dentsply Maillefer</b></p> <p>X-Smart Easy - sladdlös, lättviktig och användarvänlig endomotor. Passar alla befintliga maskinella rensystem, oavsett fabrikat och filtyp. Försedd med smalt litet vinkelstyckshuvud (modell mini) vilket kan vinklas i 6 olika positioner. 1 timmes kontinuerlig användning utan laddning, fullt laddad efter 2 timmar i laddaren. Automatisk avstängning efter 3 minuter om den inte används. Torque - 0.6 till 4 Ncn. Hastighet - 100 till 800 v/m. Utrustad med automatisk backfunktion (autoreverse).</p>		Inkl. vst 16:1 A1022
<p><b>S5 Endomotor komplett med filar</b> - <i>Sendoline</i></p> <p>Smidig endodontimotor för maskinella filar. Speciellt framtagen för S5 Rotary Files från Sendoline. Sladdlös motor. Enkel inställning av vridmoment, 5 program för 5 tilar. Lång drifttid på en uppladdning, ca 2,5 tim. Konstant varvtal, 300 v/min. Litet smidigt huvud.</p>		S5 Endomotor inkl. 2 fp filar stl 1-5
1 x 1 st <b>180127</b>		

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## S5 huvud kontravinkelböjd EB-16S

- *Sendoline*

S5 Endo Motorvinkelstycke EB-16 S (16:1), med tryckknapp.



S5 huvud kontravinkelböjd EB-16S

1 x 1 st

**MD106248**

## GuttaCut - VDW

Sladdlös, uppladdningsbar handenhet som snabbt skär av guttaperkapoints. Genom ett enkelt tryck på handstycket värms spetsen upp direkt.

Förpackningsinnehåll: 1 handstycke, 1 laddare, 4 spetsar.



GuttaCut hst

1 x 1 st

**MD105958**

Spets/elektrod 001

4 x 1 st

**MD105375**

Spets/elektrod 002

4 x 1 st

**MD105376**

Spets/elektrod 003

4 x 1 st

**MD105377**

Spets/elektrod 004

4 x 1 st

**MD105378**

Elektroder sortiment

4 x 1 st

**MD105379**

## FILMBETRAKTARE/RÖNTGENBETRAKTARE

### Filmbetraktare Cabin CL 5000 M

- *Lysta A/S*

Ljuspanel i extra tunt utförande (15,5 mm). Beträktningsytan = A4 format. Kan ställas, läggas eller hängas på vägg. Yttermått: 350x 280 x 15 mm. Bildyta: 300 x 230 mm. Vikt: 1,2 kg. Anslutning: 12 V AC Strömförbrukning: 10W. Levereras inkl. 2 st röntgenklämmor.



Filmbetraktare

1 x 1 st

**150080**

Klips

1 x 2 st

**150085**

Bordshållare 45 grader

1 x 1 st

**150084**

Väggållare vänster/höger

1 x 1 st

**150081**

### Rinn universal - Rinn

Filmbetraktningsapparat. Kan ställas på bänk eller hängas på vägg. Med förstoringslupp som förstorar 2 ggr. Beträktningsyta: 152 x 304 mm. Styck.



Exkl förstoringslupp

1 x 1 st

**150070**

Inkl. förstoringslupp

1 x 1 st

**150071**

## FOTOSPEGLAR

### Fotospegel - Prodont-Holliger

Dubbelsidig spegel i titan för intraoral fotografering.

Form: Occlusal vuxen. Optimal bildåtergivning, mycket bra skärpa och tydlighet. Tål upprepad sterilisering och autoklavering.



Occlusal vuxen

1 x 1 st

**150301**

Lingual vuxen

1 x 1 st








**150302**

Buccal vuxen

1 x 1 st

**150303**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Hållare för fotospegel - Prodont-Holliger</b> Designad hållare för fotospeglar. Tillverkad i anodiserad aluminium, svagt konformat grepp med ett ledat spegelfäste. Kan vinklas i en mängd olika positioner.	Hållare till fotospeglar	1 x 1 st <b>150304</b>
		
<b>GLÖDLAMPOR</b>		
<b>Glödlampa 52 W Optilux - Kerr</b> Originalglödlampa för unitmodell.		1 x 1 st <b>640035</b>
		
<b>Glödlampa för fiberoptik - W&amp;H</b> För W&H vinkelstycken.		1 x 1 st <b>640029</b>
		
<b>Glödlampa för fiberoptik Bien-Air</b> - <i>Bien Air</i> Fiberoptiklampa BienAir 300.		1 x 1 st <b>640018</b>
		
<b>Glödlampa till turbin Synea - W&amp;H</b>		1 x 1 st <b>640030</b>
		
<b>Glödlampa KaVo Multiflex - KaVo</b> För KaVo Multiflex fiberoptik.		1 x 1 st <b>640020</b>
		
<b>Glödlampa för operationsbelysning</b> Glödlampa för Isolight. Halogen 24 V, 150 W. BLV 1403.		1 x 1 st <b>640012</b>
		

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## HÄRDLJUSLAMPOR & TILLBEHÖR

### SmartLite Focus LED - Dentsply DeTrey

Ergonomisk, pennliknande design. En knapp för allt. Sladdlös. Väger endast 90 g. Tillförlitlig ljushärdning på upp till 8 mm avstånd. Hög tillgänglighet genom möjlighet till Quick Charge.

Innehåll: Handstycke, batteri, laddningsstation, nätkabel, bländskydd 5 st, skyddspåsar 300 st, bruksanvisning, materialguide med härdningstider.



SmartLite Focus LED Intro Kit

1 x 1 st

**MD126041**

Hygienskydd, att trä på ljusledaren

1 x 500 st

**670425**

### Translux 2Wave LED lampa

- Heraeus Kulzer

Translux 2Wave unik härdlampa som täcker två spektrar av våglängder. Program: 5 sek, 10 sek, 20 sek och 20 sek soft.

Batteritid ca 80 st cykler á 20 sek.

Våglängd 1: 385-425 nm

Våglängd 2: 430-510 nm

Vikt: 145 g



Translux 2Wave LED lampa

1 x 1 st

**MD129058**

### Bluephase Style LED lampa

- Ivoclar Vivadent

LED härdljuslampa för alla tillfällen. Lätt och smidig design som passar alla händer. Sladdlös, men vid behov kan nätkabel användas, Click & Cure-funktion. Ljusintensitet 1100 mW/cm<sup>2</sup>. Tack vare polywave LED, uppnås ett brett våglängdsområde (385-515 nm), så att alla ljushärdande dentala material kan härddas. Kortare ljusledare med smart vinkel gör det lättare att komma åt, med en diameter på 10 mm. Induktiv laddning som medger kontaktfri laddning av batteriet 3 års garanti, (batteri 1 år).



Bluephase Style LED grå

1 x 1 st

**180550**

Bluephase Style LED blå

1 x 1 st

**180552**

Bluephase Style LED rosa

1 x 1 st

**180553**

Batteri

1 x 1 st

**MD121630**

### Skyddspåse till BluePhase Style

- Ivoclar Vivadent

Skyddspåse. Passar ljusledaren till härdljuslampa Bluephase Style.



Skyddspåse

1 x 50 st

**670429**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Bluephase G2 LED härdljuslampa

- Ivoclar Vivadent

Sladdlös, ergonomisk LED härdljuslampa (kan användas med kabeldrift). Integrerad tystgående fläkt ger obegränsad arbetstid (slår inte av). Litium polymer batteri med 60 minutes kapacitet. Tre olika program: High, Low och Soft start.

Våglängdsområde: 380-515 nm.

Ljusintensitet: 1100 mW/cm<sup>2</sup>.

Ljusledare: 10 mm.



Bluephase G2 LED  
Batteri  
Skyddspåse t Bluephase G2  
Ljusledare 10 mm svart

1 x 1 st **180535**  
1 x 1 st **180537**  
5 x 50 st **670428**  
1 x 1 st **180542**

### Demi Ultra LED härdljuslampa - Kerr

Nya Demi Ultra har en U-40 Ultrakondensator som ersätter batteri och ger därigenom obegränsad livslängd. Laddar till full kapacitet på endast 40sek. LED-dioderna är placerade i ljusledarens spets - centrerar ljusflödet. Inbyggd ljusmätare. Demi Ultra har ingen fläkt - värmesköld håller den sval mot

restoration och handstycke. Enkel och funktionell design. Två knappar för alla inställningar, inkl ljudlöst läge.



Demi Ultra LED härdljuslampa

1 x 1 st **MD128444**

### Demi Plus LED härdljuslampa - Kerr

Härdljuslampa sladdlös och ergonomisk LED lampa med 28% längre ljusledare för bättre posterior åtkomst. Förstärkt handstycke och 3 års garanti. Våglängdsområde: 450-470 nm. Ljusintensitet: 1100-1330 mW/cm<sup>2</sup>



Demi Plus LED  
Batteri till Demi Plus LED

1 x 1 st **180176**  
1 x 1 st **180177**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Demi Härdljuslampa - Kerr

Ergonomisk, lättvikts LED härdljuslampa från Demetron med PLS (Periodic level shifting). Slår aldrig av. Tystgående fläkt och temperaturkontroll håller lampan sval och aktiv. Konstant effekt. Litium-jon batteri ger jämn härdning under hela laddningen och längre livslängd per laddning. Sladdlös. Passar de flesta av Demetrons ljusledare.

Våglängdsområde: 450-470 nm  
Ljusintensitet: 1100-1300 mW/cm<sup>2</sup>  
Vikt: 155 g



Inkl. handstycke, 8 mm turbo ljusledare, 1 batteri, 1 batteriladdare, 1 bländskydd, testknapp för härdningsdjup, engångs plastskydd.

1 x 1 st **180171**

NIMH Batteri till Demi L.E.D lampa. Passar till: Demetron L.E.D II Demetron Shade Light

1 x 1 st **180179**

## Demi Dual Pack LED härdljuslampa - Kerr

Ergonomisk, lättvikts LED härdljuslampa med PLS (periodic level shifting). Pulserande uteffekt, härdar A3 och ljusare färger på 5 sekunder. Levereras med:

2 handstycken  
2 st 8 mm turbo ljusledare  
2 batterier  
1 batteriladdare  
2 bländskydd  
samt skyddspåsar



Demi Dual Pack LED

1 x 1 st **180175**

## Skyddspåse Demi Cure Sleeve - Kerr

Skyddspåse till Demilampan



Skyddspåse till Demilampan

1 x 250 st **670427**

## Elipar S10 LED härdljuslampa - 3M ESPE

Sladdlös LED härdljuslampa. Separat laddningsenhet. Levereras med 10 mm ljusledare samt bländskydd.

Våglängdsområde 430-480 nm.

Ljusintensitet 1200 mW/cm<sup>2</sup>.

Lithium-ion battery, 60 minuter härdtid utan laddning.



Elipar S10

Batteri till Elipar S10

1 x 1 st **180147**

1 x 1 st **180148**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Ljusbmätare & tillbehör till härdljuslampor

### Bluephase G2 ljusbmätare

- Ivoclar Vivadent

Ljusbmätare för mätning av ljusintensiteten hos LED-härdljuslampor, ljusdioder med diameter 7-13 mm. Klarar våglängder från 380 till 515 nm och ljusintensiteter mellan 300-2500 mW/cm<sup>2</sup>.



Ljusbmätare

1 x 1 st

180536

### LED Radiometer - Kerr

En ljusbmätare speciellt för LED lampor. Passar ljusledare med minst 7 mm diameter. Ljusintensiteten visas i en skala 0-2.000 mW/cm<sup>2</sup>.



1 x 1 st

180191

### Ljusledare Bluephase Style

- Ivoclar Vivadent

Ljusledare 10 mm svart till Bluephase Style.



1 x 1 st

180551

### Ljusledare Demi Plus - Kerr

Ljusledare 8 mm böjd till Demi Plus.



1 x 1 st

180194

### Ljusledare Standard - Kerr

Böjd standardledare. Av gjutet glas, autoklaverbar, tål kallsterilisering. Diam. 11 mm. Längd 75 mm. Passar till samtliga VCL/Demetron modeller.



1 x 1 st

180196

### Ljusledare Turbo - Kerr

Konisk konstruktion ger 50% högre ljusstyrka. Lämplig för säker härdning i svåra situationer där extra mycket ljus behövs. T.ex. vid cementering av inlägg och där härdningen kräver genomlysning av tandsubstans. Ej lämplig i pulpanära och gingivala områden, då den höga effekten medför viss temperaturstegring i arbetsområdet. Av gjutet glas, autoklaverbar, tål kallsterilisering. Diam. 8 mm. Längd 78 mm.



1 x 1 st

180199

Passar till samtliga VCL/Demetron modeller.

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Cure Shield - Kerr

Skyddar mot UV- och blått ljus. Orange.



UV-skydd

1 x 1 st

**620167**

## Bluephase ljusskyddsskärm

- Ivoclar Vivadent

Ljusskyddsskärm till Bluephase lampan.




1 x 1 st

**180547**

## Smartlite ljusskyddsskärm - Dentsply

Orange ljusskyddsskärm till Smartlite lampan.



1 x 1 st

**180203**

## Orbis härdljusskydd

Orange runt härdljusskydd med handtag.



Med handtag

1 x 1 st

**620164**

## Ljusskydd - Coltène

Orange ljusskydd att sätta längst ut på ljusledaren. Ej autoklaverbara. För 8 och 11 mm ljusledare.



För 8 mm ljusledare

För 11 mm ljusledare

1 x 100 st






**580590**

1 x 100 st

**580591**



# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>CONTACTA - Dendema</b></p> <p>För goda approximala kontakter vid klass II kompositfyllningar. Består av en konvext formad spets som ger en bred kontaktyta med naturligt formad randvulst. Spetsen leder ljus och placeras direkt på ljushärdningslampans ljusledare. Används tillsammans med alla typer av matriser. Tre storlekar på fästet passar samtliga raka ljusledare. Passar sämre på flertalet koniskt formade ljusledare, s.k. Turbospetsar.</p>	<p>Small 7,8-9,5 mm</p> <p>Large 11,0-12,5 mm</p>	<p>1 x 5 st <b>580490</b></p> <p>1 x 5 st <b>580492</b></p>
		
<p><b>Light Tip - Dendema</b></p> <p>Typ I - Koniska spetsar för att etablera goda approximala kontakter vid klass II fyllningar. Spetsen koncentrerar ljuset till approximalådans botten. Träs på ljusledarens spets. Passar sämre på flertalet koniskt formade ljusledare, s.k. Turbo-spetsar.</p> <p>Typ II - Eliptiskt formad spets. Speciellt lämplig för approximala lådor.</p>	<p><b>TYP I:</b></p> <p>8 mm 7,6-8,2 mm</p> <p>9 mm 8,6-9,2 mm</p> <p>9,5 mm 9,3-9,7 mm</p> <p>10 mm 9,7-10,2 mm</p> <p>12 mm 12,0-12,4 mm</p> <p><b>TYP II:</b></p> <p>8 mm 7,6-8,2 mm</p> <p>9 mm 8,6-9,2 mm</p> <p>10 mm 9,7-10,2 mm</p> <p>12 mm 12,0-12,4 mm</p>	<p>1 x 2 st <b>580470</b></p> <p>1 x 2 st <b>580471</b></p> <p>1 x 2 st <b>580472</b></p> <p>1 x 2 st <b>580473</b></p> <p>1 x 2 st <b>580474</b></p> <p>1 x 2 st <b>580475</b></p> <p>1 x 2 st <b>580476</b></p> <p>1 x 2 st <b>580477</b></p> <p>1 x 2 st <b>580478</b></p>
		
<p><b>KAMEROR, INTRAORALA</b></p> <p><b>VistaCam iX - Dürr</b></p> <p>USB 2,0 Vikt: 50 gram utan sladd. Längd: 190 mm handstycke (kamera). Tillval: Huvud för härdning av komposit. Huvud för interproximal karies diagnostik. Huvud för Macroprospektiv.</p> <p>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</p>	<p>VistaCam iX Cam Package</p>	<p>1 x 1 st <b>MD120222</b></p>
		
<p><b>Panasonic USB - Planmeca</b></p> <p>Enkel installation, drivrutin i kamera. USB 2,0 High speed. Zoom 1,5 x System som supporteras: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS. Vikt: ca 120 gram med USB kabe.l Längd: 230 mm. Längd kabel 2,3 m.</p> <p>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</p>	<p>Panasonic USB intraoral camera</p>	<p>1 x 1 st <b>MD124015</b></p>
		
<p><b>Tillbehör intraorala kameror</b></p> <p><b>Orbis Universal skyddspåse</b></p> <p>Skyddspåse för intraoral kamera. Den speciella, mycket transparenta påsen ger högkvalitativa bilder med optimal och hygienisk hantering.</p>	<p>Storlek 5 x 23 cm</p>	<p>1 x 250 st <b>MD126040</b></p>
		

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Tillbehör för Dürr intrakameror - Dürr

Skydds- hygienpåse för Dürr VistaCam iX. Sladdlös digital intraoral kamera.



VistaCam iX skyddspåsar

1 x 500 st

**630361**

## VistaCam Digital skyddspåsar - Dürr

Skydds- hygienpåse för Dürr VistaCam Digital. Digital intraoral kamera med sladd.



VistaCam Digital skyddspåsar

1 x 500 st

**630360**

## KIRURGIUTRUSTNING

### PerFect TCS II elkirurgiapparat

- Whaledent

Elektrokirurgiapparat. Handstykke med arbetsdel i ett och samma stycke. För koagulering och skärande arbete. Steglös inställning. Tystgående. Jordningsplatta medföljer, för kortare läkningstid och mindre blödning.

Inkl. tre spetsar: 1 st 45° kulformad koaguleringskula, 1 st 45° tunn nålelektrod samt 1 st 45° lång ögglelektrod. Samtliga tål 135° C.

B x D x H: 10 x 16 x 23 cm

Vikt: 2,2 kg

Effekt: max 45 W

Impedans: 850 W

Frekvens: 3,68 MHz

CE märkt.



Komplett med 3 st spetsar.

1 x 1 st

**180062**

### PerFect TCS elektroder - Whaledent

Ultronic elektroderhandstycken för PerFect TCS elkirurgiapparat.

S-6012A, rak nålelektrod.

S-6015A, 45° vinklad, lång ögglelektrod.

S-6011A, 45° kula för koagulering.

S-6018A, 90° AP 1,5 mm djupbegränsad elektrod.

S-6014A, Rund ögla

S-6016A, Rak lång ögla

S-6013A, Tjock nålelektrod

S-6017A, Diamantformad ögla



S-6012A

1 x 2 st

**580631**

S-6015A

1 x 2 st

**580632**

S-6011A

1 x 2 st

**580630**

S-6018A

1 x 2 st

**580637**

S-6014A

1 x 2 st

**580634**

S-6016A

1 x 2 st

**580635**

S-6013A

1 x 2 st

**580633**

S-6017A

1 x 2 st

**580636**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Martin MD 62 elkirurgiapparat - G Martin

Elkirurgiapparat. Bordsmodell. Automatisk effektregering. Arbetar med hög frekvens, vilket gör att den negativa "patientplattan" inte behövs. Elektroder, handstycke och sladd kan autoklaveras. Frekvens 500 kHz.



Levereras utan hand- eller fotkontroll.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.

Martin MD62 (utan hand- och fotkontroll)

1 x 1 st **180075**

Martin MD62 handkontroll m 3 m sladd, elektroställ för 8 elektroder och 7 st elektroder (alla utom nr 13)

1 x 1 st **180076**

Martin MD62 fotkontroll

1 x 1 st **180077**

Martin MD62 handkontroll (3 m sladd)


1 x 1 st **180078**

Martin MD62 neutralgummiplatta

1 x 1 st **180080**

### Elektroder för Martin - G. Martin

Elektroder för elkirurgiapparat Martin 62 MD.



Nr 1

1 x 1 st **580650**

Nr 2

1 x 1 st **580651**

Nr 12

1 x 1 st **580652**

Nr 13

1 x 1 st **580653**

Nr 14

1 x 1 st **580654**

Nr 15

1 x 1 st **580655**

Nr 31

1 x 1 st **580656**

Nr 34

1 x 1 st **580657**

### Implantmed SI-923 - W&H

Kirurgiutrustning. Bordsapparat för kirurgi. Vridmoment 5-70 Ncm Varvtal 300-40 000 varv/min. Mototslang 1,8 meter. Motorn är autoklaverbar.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Bordsapparat SI-923

1 x 1 st **180604**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Tillbehör kirurgiutrustning

### Implantmed cart - EMS

Mobil Cart för Implantmed med eluttag.  
Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Cart med eluttag

1 x 1 st **MD118773**

## BLÄSTERPULVER 3M ESPE

### Clinpro Prophy pulver - 3M ESPE

Blästerpulver för supra- och subgingival behandling. Avlägsnar plack, biofilm och missfärgningar. Används på emalj, dentin, rotytor samt kring ortodonti apparatur. Lågabraderande, kan användas obegränsat antal gånger per år. Partikelstorlek mindre än 63 µm.



4 x 100 g **670181**

## ULTRALJUD & BLÄSTER – EMS

### EMS Piezon 150 - EMS

EMS bordsscaler. Handstycke, fotkontroll och 3 spetsar ingår - A, P, PS. Kopplas till extern vattenanslutning.



EMS Piezon 150

1 x 1 st **MD129210**

### EMS Piezon 250 LED - EMS

EMS bordsscaler. Handstycke, fotkontroll och 3 spetsar ingår - A, P, PS. 350 ml flaska för försörjning av vatten.



Tandsaneringsapparat ultraljud

1 x 1 st **MD128316**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Air Flow master Piezon - EMS</b> Bordsapparat för Scaling och Air Flow. Behållare för pulver och vätska. Externa vatten- och luftanslutningar.</p>	EMS Air Flow master Piezon	1 x 1 st <b>244033</b>
		
<p><b>Air Flow master perio - EMS</b> Bordsmaskin Air Flow med dubbla handstycken. Två behållare för alternativa pulver t ex PERIO-FLOW®. Fungerar till både Supragingival och subgingival profylax. Externa luft- och vattenanslutningar.</p>	Air Flow master perio	1 x 1 st <b>244032</b>
		
<p><b>Air-Flow handy 3.0 - EMS</b> Air Flow handstycke med integrerad pulverbehållare. Kopplas direkt på turbinkopplingen, kan kopplas till de flesta kopplingar på marknaden. T ex W&amp;H, Roto Qucik, KaVo Multiflex, NSK och Sirona.</p>	AF Handy 3.0 NSK AF Handy 3.0 W&H AF Handy 3.0 KaVo	1 x 1 st <b>MD128437</b> 1 x 1 st <b>MD128725</b> 1 x 1 st <b>MD128724</b>
		
<p><b>EMS Piezon NoPain handstycke - EMS</b> Scalerhandstycke utan ljus. EN-061.</p>	NoPain handstycke (blå) EN-061	1 x 1 st <b>MD114353</b>
		
<p><b>EMS Piezon NoPain handstycke - EMS</b> Scalerhandstycke med ljus. EN-060.</p>	NoPain hst LED EN-060	1 x 1 st <b>180229</b>
		
<p><b>Piezon Universal handstycke - EMS</b> För vanlig tandstenssanering. Standardtyp med titangånga för spetsarna vilket ger lång livslängd. Kan rengöras och autoklaveras i DAC Universal.</p>	Handstycke EN-041	1 x 1 st <b>180238</b>
		

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Air-Flow pulver

### Air-Flow Pulver - EMS

Natrium-bikarbonatpulver för Air-Flow blästersortiment.



Citron  
Mint  
Körsbär  
Tropical  
Svart vinbär  
"Tutti Frutti" - mint, körsbär, svart vinbär och tropical (en burk av varje smak)

4 x 300 g **600247**  
4 x 300 g **670310**  
4 x 300 g **670311**  
4 x 300 g **670312**  
4 x 300 g **670313**  
4 x 300 g **670176**

### Air-Flow pulver Classic Comfort - EMS

Pulver som används till missfärgningar supragingival. Skonsam behandling, kornstorlek 45 my.



Air-Flow pulver Classic Comfort

4 x 250 g **MD128440**

### Air-Flow pulver Plus - EMS

Pulver som används till lättare missfärgningar supragingival och i tandfickor samt kring implantat.



Air-Flow pulver Plus

4 x 100 g **MD128439**

## EMS ULTRALJUDSSPETSAR

### Endospets EMS RT1 - EMS

Spets DS-066. För Piezon handstycke EN-041. Passar alla Piezon modeller. Diamantbelagd spets för att lokalisera kanaler och öppna oblitterade kanaler i den koronala delen av roten. Används även vid preparation för bättre åtkomst till den avbrutna filen med spets RT3. Konisk utformning. Rekommenderad effekt: medium - max.



1 x 1 st **580275**







### Endospets EMS RT2 - EMS

Spets DS-067. För Piezon handstycke EN-041. Passar alla Piezon-modeller. Diamantbelagd specialspets som används till preparation för bättre åtkomst till den avbrutna filen med spets RT3. Cylindrisk utformad. Rekommenderad effekt: låg - medium.



1 x 1 st **580276**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>Endospets EMS RT3 - EMS</b> Spets DS-068. För Piezon handstycke EN-041. Passar alla Piezon-modeller. Specialspets avsedd för avlägsnande av filar och stift vid filfraktur i rotkanaler. Den långa och smala arbetsdelen ger maximal åtkomst. Monteras i filhållare 120, DS-010. Rekommenderad effekt: låg - medium.</p>		1 x 5 st <b>580277</b>	
<p><b>Filhållare 120 - EMS</b> DS-010. För att fixera endospets RT3 för bättre ergonomi och högre flexibilitet.</p>		<p>Filhållare Filar ISO 15, 31 mm, DT-006-15 Filar ISO 20, 31 mm, DT-007-20 Filar ISO 25, 31 mm, DT-008-25 Filar ISO 30, 31 mm, DT-009-30 Filar ISO 35, 31 mm, DT-0101-35 EMS nyckel till filhållare DT-018</p>	<p>1 x 1 st <b>580260</b> 1 x 6 st <b>480400</b> 1 x 6 st <b>480401</b> 1 x 6 st <b>480402</b> 1 x 6 st <b>480403</b> 1 x 6 st <b>480404</b> 1 x 1 st <b>MD106172</b></p>
<p><b>Spets A - EMS</b> DS-001. Allroundspets supragingivalt. Rekommenderad effekt: låg - max.</p>		1 x 1 st <b>580250</b>	
<p><b>Spets P - EMS</b> DS-011. Universalspets för subgingival scaling. Kan även användas för grundare fickor med subgingival tandsten.  Rekommenderad effekt: låg - max.</p>		1 x 1 st <b>580259</b>	
<p><b>Spets PS - EMS</b> DS-016. En mycket tunn och fin spets. Lämpar sig väl för rengöring av rotytor och extremt djup subgingival behandling.  Rekommenderad effekt: låg - medium plus.</p>		1 x 1 st <b>580254</b>	
<p><b>Spets PL1 - EMS</b> Mesial och distal furkationsspets med avrundad arbetsyta för rengöring av rotytor. Böjd åt vänster.  Rekommenderad effekt: låg - medium.</p>		1 x 1 st <b>580240</b>	

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Spets PL2 - EMS

Mesial och distal furkationsspets med avrundad arbetsyta för rengöring av rotytor. Böjd åt höger.

Rekommenderad effekt: låg - medium.



1 x 1 st **580241**

## Spets PL3 - EMS

Proline spets för furkationer. Lika tunn och fin som PS spetsen, men med oval arbetsdel för mildare scaling på rotytor.

Rekommenderad effekt: låg - medium.



1 x 1 st **580242**

## Spets PL4 - EMS

Mesial och distal furkationsspets med liten kula som skyddar mot skador vid behandling i furkationer och mycket djupa parodfickor. Böjd åt vänster.

Rekommenderad effekt: låg - medium.



1 x 1 st **580243**

## Spets PL5 - EMS

Mesial och distal furkationsspets med liten kula som skyddar mot skador vid behandling i furkationer och mycket djupa parodfickor. Böjd åt höger.

Rekommenderad effekt: låg - medium.



1 x 1 st **580244**

## Implantatsspets PI - EMS

DT-065

Speicialspets för att avlägsna tandsten på implantat. Spets i rostfritt stål med specialöverdrag av plast för att inte skada fixturen. Monteras i filhållare DS-010 Art.nr 580260.

Rekommenderad effekt: låg - medium.



1 x 4 st **580290**

## Kombinyckel - EMS

DT-045

Kombinerad spets-hållare och nyckel.



1 x 1 st **580249**



# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## LUFT SCALER SPETSAR

### Spetsar Kavo SONICflex - Kavo

Spetsar för Kavo SONICflex 2003/L och 2000L/N. Momentnyckel ingår ej.



L/N 5 Universal  
L/N 6 Sickle  
L/N nr 7 Perio  
L/N nr 8 Xlång

1 x 1 st **580185**  
1 x 1 st **580186**  
1 x 1 st **580187**  
1 x 1 st **580188**

### Vinkelstycken Kavo - Kavo

Momentnyckel SONICflex - nyckel för spetsbyte.



Nyckel till Sonicflex 2003L

1 x 1 st **580190**

## ULTRALJUD & BLÄSTER- LM

### LM ProPower UltraLED - LM-Dental

Ultraljudsscaler med ljus. Externt vätskesystem. Genomtänkt ergonomi i kombination med unikt utformat LED-ljus, avancerad elektronik, olika spetsar. Delbart, autoklaverbart handstykke och vattenreglage på handstycket. Effektreglering med fotpedalen. Lasermärkning om rek. effekt på varje spets. Mått: L-270 mm, B-140 mm, H-165 mm. Vikt: 2900 g. Finns också tillgänglig för inbyggd i unit.

Inkl. 3 st scalerspetsar: PE-40H, PE-41PS, PE-37, 3 st ErgoGrips, 3 st momentkassetter.



Externt vätskesystem  
Inbyggt vätskesystem

1 x 1 st **180340**  
1 x 1 st **180341**

### LM ProPower AirLED - LM-Dental

Luftpolerare (bläster) med LED-ljus. En exakt riktad pulverstråle och ett vridbart munstycke ger en jämnare och mer tillförlitlig drift. Enkelt att se pulvernivån i behållaren. Mått: L-270 mm, B-140 mm, H-165 mm. Vikt: 3200 g. Finns även som inbyggnadsmodell för unit.



Externt vätskesystem  
Inbyggt vätskesystem

1 x 1 st **180342**  
1 x 1 st **180343**

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>LM ProPower Combi LED - LM-Dental</b></p> <p>Kombinerad ultraljudsscaler/tandpolerare för anslutning till externt vatten. Ergonomiskt handstycke med automatiskt aktiverat ljus. 6 LED ljuskällor ger 40 000 lux vitt ljus (dagsljus). Utbytbara autoklaverbara silikongrepp. Poleraren har inbyggt rengöringssystem och delarna kan plockas isär för hög hygienstandard.</p> <p>Mått: L 270 x B 110 x H 165 mm.</p> <p>Inkl. 3 st scalerspetsar: PE-40H, PE-41PS, PE-37, 3 st ErgoGrips, 3 st momentkassetter.</p>		<p>Externt vätskesystem Inbyggt vätskesystem</p>	<p>1 x 1 st <b>180330</b> 1 x 1 st <b>180331</b></p>
<p><b>LM ProPower Sterilkit - LM-Dental</b></p> <p>Sterilsystem för alla LM/Amdents scalers. Komplet med trycktålig vätskebehållare, upphängningskrok, manometer och handpump. Ett irrigation set med perforator, slangar samt klämma för flödeskontroll.</p>		<p>Komplett kit</p> <p><b>Tillbehör:</b> Irrigation set Ställning för sterilpåse</p>	<p>1 x 1 st <b>180335</b> 1 x 1 st <b>180337</b> 1 x 1 st <b>180338</b></p>
<p><b>Handstycke ProPower SteriLED - LM-Dental</b></p> <p>Autoklaverbart scalerhandstycke för steril användning med alla LM spetsar.</p>		<p>SteriLED handstycke</p>	<p>1 x 1 st <b>MD114866</b></p>
<p><b>Handstycke ProPower UltraLED+ - LM-Dental</b></p> <p>Autoklaverbart scalerhandstycke med LED-ljus och vattenreglering.</p>		<p>UltraLED+ handstycke</p>	<p>1 x 1 st <b>MD032136</b></p>
<p><b>LM ProPower UltraLED handstycke - LM-Dental</b></p> <p>Autoklaverbart scalerhandstycke med LED-ljus, utan vattenreglering för LM-ProPower.</p>		<p>UltraLED handstycke</p>	<p>1 x 1 st <b>MD129661</b></p>
<p><b>LM Handstycke ProPower Ultra - LM-Dental</b></p> <p>Autoklaverbart scalerhandstycke, utan LED-ljus, utan vattenreglering för LM-ProPower.</p>		<p>Ultra handstycke</p>	<p>1 x 1 st <b>MD129689</b></p>

LM

feel the  
difference

LMProPower  
**PLEASANTLY PURE**  
Ultraljud och luftpolering



Dina favoriter bland ultraljudsspetsar

Avlägsna biofilm supra- och subgingivalt  
effektivt och skonsamt

Fräscht smaksatta pulver för supra- samt subgingival  
luftpolering



För mer  
information



**LM**Dental  
www.lm-dental.com

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## LM ProPower SubKit - LM-Dental

Innehåller: munstycke Sub A, LM-Glycine pulver, extra pulverbehållare och LM-ErgoGrip FocusLED lime.



LM ProPower SubKit

1 x 1 fp

MD128287

## Munstycke Sub A nozzle universal

- LM-Dental

Munstycke till LM ProPower för subgingivala ytor.



Munstycke Sub A nozzle universal

1 x 1 st

MD126421

## Munstycke Supra A - LM-Dental

Munstycke till LM Polisher för supragingivala ytor.



Munstycke universal, 2011

1 x 1 st

MD119051

## Munstycke Supra B - LM-Dental

Munstycke till LM Polisher för supragingivala ytor.



Munstycke vinklad, 2011

1 x 1 st

MD119052

## Blästerpulver LM

### LM Sodium B blästerpulver - LM-Dental

LM-natriumbikarbonatpulver för effektiv borttagning av plack och ytliga fläckar. Innehåller Xylitol. God och fräsch smak.



Citron blästerpulver

4 x 250 g

MD126412

Spearmint blästerpulver

4 x 250 g

MD126413

Svart hallon blästerpulver

4 x 250 g

MD126414

Körsbär blästerpulver

4 x 250 g

MD126415

Neutral blästerpulver

4 x 250 g

MD126416

Mix blästerpulver

4 x 250 g

MD126417

### LM Glycine neutral pulver - LM-Dental

Skonsamt pulver för subgingival rengöring



LM Glycine neutral pulver

4 x 100 g

MD126420

### LM Calcium C neutral pulver - LM-Dental

Effektivt men skonsamt pulver för supragingival rengöring. Neutral smak. LM-Calcium C neutral.










LM Calcium C neutral pulver

4 x 250 g

MD126418

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<b>Silikongrepp och tillbehör</b>		
<p><b>LM ErgoGrip Focus LED - LM-Dental</b></p> <p>Avtagbart, autoklaverbart ergonomiskt silikon-grepp för LM-Pro-Power/Powerhand med LED-ljus. Det mjuka materialet dämpar vibrationer och förebygger cirkulationsproblem i fingrarna.</p>		<p>Focus LED limegrön 1 x 1 st <b>MD126405</b></p> <p>Focus LED blå 1 x 1 st <b>MD126406</b></p> <p>Focus LED lila 1 x 1 st <b>MD126407</b></p> <p>Focus LED mörk grå 1 x 1 st <b>MD126408</b></p> <p>Focus LED mörk blå 1 x 1 st <b>MD126409</b></p> <p>Focus LED rosa 1 x 1 st <b>MD126410</b></p> <p>Focus LED ljus grå 1 x 1 st <b>MD126411</b></p>
<p><b>LM-ErgoGrip Ultra - LM-Dental</b></p> <p>Avtagbart, autoklaverbart ergonomiskt silikon-grepp för LM-Pro-Power/PowerHand, utan ljus. Det mjuka materialet dämpar vibrationer och förebygger cirkulationsproblem i fingrarna.</p>		<p>ErgoGrip Ultra lime 1 x 1 st <b>MD129740</b></p> <p>ErgoGrip Ultra blue 1 x 1 st <b>MD129741</b></p> <p>ErgoGrip Ultra lilac 1 x 1 st <b>MD129742</b></p> <p>ErgoGrip Ultra dark grey 1 x 1 st <b>MD129743</b></p> <p>ErgoGrip Ultra dark blue 1 x 1 st <b>MD129744</b></p> <p>ErgoGrip Ultra pink 1 x 1 st <b>MD129745</b></p> <p>ErgoGrip Ultra light grey 1 x 1 st <b>MD129746</b></p>
<p><b>LM -Power-Line hylsa - LM-Dental</b></p> <p>Grå skyddshylsa utan silikonöverdrag. Utan spets och nyckel. Passar Amdents tidigare o-rings handstycke.</p>		<p>1 x 1 st <b>180312</b></p>
<p><b>Nyckel - LM-Dental</b></p> <p>Spetsverktyg/Momentnycklar till spetsar. Slim design.</p>		<p>Momentkassett 1 x 1 st <b>180327</b></p> <p>Universal, metallnyckel 1 x 1 st <b>180328</b></p>
<b>LM ULTRALJUDSSPETSAR</b>		
<b>Grov depuration</b>		
<p><b>PE-39 - LM-Dental</b></p> <p>Universal, lingual och buccal, supragingival scaling.</p>		<p>Styck <b>580112</b></p>
<p><b>PE-41A - LM-Dental</b></p> <p>Universal, lingual och buccal supragingival scaling.</p> <p>Har kortare skaft jämfört med PE-39.</p>		<p>Styck <b>580117</b></p>
<p><b>Universal</b></p> <p><b>PE-37 - LM-Dental</b></p> <p>Universal spets för subgingival scaling, furkationer, fin supragingival scaling samt fläckborttagning.</p>		<p>Styck <b>580106</b></p>

# Spetsar till LMProPower ultraljudsscaler -

**LM DuraGradeMAX®**



Extremt slitstarkt LM-DuraGradeMAX superstål - motståndskraftigt mot slitage

Sammetsmjuk polering - mindre reflexer

Smäcker design - bättre åtkomlighet och mindre skuggor

Stadigt, tät anslutning till handstycket - ökad arbetsprecision och rengöringsförmåga

**'Working mode' kodsistem**  
- för enkel och rätt effektinställning



**Max 40 %**  
**Endo funktion: max 60 %**

**Max 70 %**

**Max 100 %**

## Alla LM-spetsar är Amdent kompatibla

### Minimal invasiv behandling



MI-1 MI-2 MI-3 MI-4


### Scaling



PE-31 PE-32 PE-39 PE-37 PE-37L PE-37R PE41A PE-41P PE-41AF PE-41PF PE-41PS



PE-33 PE-33L PE-33R PE-38 PE-38L PE-38R PE-40 PE-40L PE-40R PE-40H PE-40HS IM-1 IM-2 IH-1 IH-2



av högsta kvalitet  
för alla kliniska behov


feel the  
difference

**Specialspetsar**



SP-34 SP-34S SP-35 SP-35A SP-35B SP35C

**Endodonti**



FH-1 FH-2 FH-3 EN-1 EN-2 EN-3 EN-4 EN-12



EN-5 EN-6 EN-7 EN-8 EN-13 EN-14 EN-15 EN-9 EN-10 EN-11 IH-1 IH-2

**Apikalkirurgi**



AP-1 AP-2 IH-1 IH-2 AP-3 AP-4 AP-5 AP-6 AP-7 AP-8

**Apikalkirurgi med steril vätska**



APs-3 APs-4 APs-5 APs-6 APs-7 APs-8 IHs-1 IHs-2

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## PE-41P - LM-Dental

Universal supragingival scaling. Lingualt och buccalt. Kan också användas i grunda fickor.



Styck 580118

## Perio

### PE-33 - LM-Dental

Används för subgingival scaling och furkationer.



Styck 580103

### PE-38 - LM-Dental

För lingual och buccal subgingival scaling samt furkationer. Även lämplig för fin supragingival scaling och fläckborttagning.



Styck 580109

### PE-40 - LM-Dental

En av de längsta och tunnaste spetsarna på marknaden för djup subgingival scaling. Även lämplig för fin supragingival scaling samt fläckborttagning.



Styck 580113

### PE-40R - LM-Dental

Samma spets som PE-40 men böjd åt höger för bättre åtkomlighet till furkationer.



Styck 580114

### PE-40L - LM-Dental

Samma spets som PE-40 men böjd åt vänster för bättre åtkomlighet till furkationer.



styck 580115

### PE-40H - LM-Dental







Fungerar bra i hela bettet approximalt och subgingivalt. Speciellt bra lämpad för UK-front lingualt, distalt molarer och furkationer.



Styck 580116



# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR		
<p><b>PE-41PS - LM-Dental</b>                      Djupare subgingival scaling. Lingualt och buccalt. En av de tunaste och längsta spetarna på marknaden.</p>		Styck <b>580120</b>		
<p><b>Implantat underhåll</b></p>	<p><b>IM-2 - LM-Dental</b>                      För borttagning av tandsten på titanfixturer, distanser och kronor. Arbetsdel vinklad i 130 grader tillverkad av PEEK® för en mer skonsam borttagning av tandsten, utan att påverka implantatets yta eller färg.                      Säljs i 4-pack, monteras i instrumenthållare IH-1 eller IH-2.</p>		IM-2 vinklad IM-1 rak	1 x 4 st <b>580163</b> 1 x 4 st <b>580162</b>
<p><b>Minimal invasiv behandling</b></p>	<p><b>MI-2 - LM-Dental</b>                      Diamantbelagd, lätt kontravinklad spets för kontrollerad kariespreparation lingualt och buccalt.</p>		LM PowerHand spets MI-2	1 x 1 st <b>580149</b>
<p><b>MI-4 - LM-Dental</b>                      Diamantbelagd, kraftigt kontravinklad spets för kontrollerad preparation lingualt, buccalt och distalt på molarer och furkationer.</p>		Styck <b>580151</b>		
<p><b>Pulpacavum</b></p>	<p><b>EN-4 - LM-Dental</b>                      Rund diamantbelagd spets för avverkning av dentin, för att avlägsna gamla fyllningar, för att förbättra tillgängligheten och för att öppna upp pulpacavum.</p>		Styck <b>580128</b>	
<p><b>EN-12 - LM-Dental</b>                      Platt diamantbelagd spets för användning i pulpacavum, för avlägsnande av dentin och gamla fyllningar. Risken att perforera tanden är liten jämfört med användning av roterande instrument.</p>		Styck <b>580136</b>		

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Rotkanalspreparation

### EN-7 - LM-Dental

Smal diamantbelagd spets för att frilägga runt stift, vidga kalcifierade kanaler, ta bort hårda fyllningsmaterial samt avlägsna avbrutna instrument och andra hinder i rotkanalen.



Styck 580131

### EN-13 - LM-Dental

Diamantbelagd spets används till att frilägga och lossa stift, vidga kalcifierade kanaler, avlägsna gamla fyllningar, avlägsna avbrutna instrument och andra hinder i rotkanalen.



Styck 580137

Längd: 19 mm

### EN-15 - LM-Dental

Rengöringsspets. En vätskefylld rotkanal rengörs mycket effektivt med ultraljud. Kavitationseffekten som uppstår ger en bevisat hög renhet.

Säljs i 4-pack, monteras i instrumenthållare IH-1, IH-2, IHS-1 eller IHS-2.



1 x 4 st 580139

## Avlägsnande av avbrutna instrument

### EN-11 - LM-Dental

EN-11- mycket tunn spets i titan för användning i den apikala delen av rotkanalen tillsammans med mikroskop. Spetsen avverkar bara i änden och används till att frilägga runt avbrutna filar. Längd 27 mm.



EN-11

1 x 1 st

## Fil- och instrumenthållare

### IH-1 - LM-Dental

Instrumenthållare för implantatspetsar samt AP-1 och AP-2 som används för apikal kirurgi. Kan också användas till andra instrument med 0,8 mm diameter. 125° vinkel.



Instrumenthållare IH-1

1 x 1 st 580158

Instrumenthållare IH-2

1 x 1 st 580159

Finns även som IH-2 med 100° vinkel.

## Apikalkirurgi

### AP-2 - LM-Dental

Monterad i instrumenthållaren kan spetsen placeras i exakt önskad vinkel. Arbetsdelen är 0,5 mm i diameter, 1,8 mm lång samt vinklad 100°.

Säljs i 4-pack, monteras i instrumenthållare IH-1, IH-2, IHS-1 eller IHS-2.








Finns även AP-1, vinklad 110°, diameter 0,3-0,8 mm.



AP-2

1 x 4 st 580165

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>AP-3 - LM-Dental</b></p> <p>Kan användas som en universal spets för alla tänder. De yttersta 3 mm på spetsen är diamantbelagda för effektiv rensning. Arbetsdelen på AP-3 har 80° vinkel och 0.5 mm i diameter.</p> 	AP-3	1 x 1 st <b>580166</b>
<p><b>PATIENTSPEGLAR</b></p> <p><b>Patientspegel SingLed - Planmeca</b></p> <p>Patientspegel Planmeca SingLed (Enbart för SingLed OP-Belysning). Mått: bredd 12 cm, höjd 9 cm. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p> 	Patientspegel SingLed	1 x 1 st <b>MD121296</b>
<p><b>Patientspegel Gotland, rektangulär - Gotlands Dentalservice</b></p> <p>Rektangulär/mini 10,5 x 8,5 cm. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p> 	Patientspegel rektangulär/mini	1 x 1 st <b>MD113933</b>
<p><b>Patientspegel Gotland, oval - Gotlands Dentalservice</b></p> <p>Oval 11 x 8 cm. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p> 	Patient spegel oval	1 x 1 st <b>MD113930</b>
<p><b>ROTERANDE INSTRUMENT</b></p> <p><b>Motorer/Mikromotorer</b></p> <p><b>Elmotor MC 3 LK - Bien Air</b></p> <p>Elmotor med mycket högt vridmoment, kylsystem inbyggt i motorn. Varvtal från 60 till 40.000 v/ min beroende på vilken elektronik som används. Tätad mot oljeläckage från vinkelstycket. Passar för W&amp;H, LT och KaVo IntraMatic Lux. MC 40 LK. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p> 	Elmotor MC 3 LK	1 x 1 st <b>120359</b>
<p><b>Bien Air MC3 LED - Bien Air</b></p> <p>Micromotor med LED ljus. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p> 	Bien Air MC3 LED	1 x 1 st <b>MD113921</b>
<p><b>MC2 Isolite 300 - Bien Air</b></p> <p>För vinkelstycken typ W&amp;H, LT och KaVo IntraLux. MC 40 LK. 40.000 varv per minut med ljussystem utrustad med ljusledare. Här är lampan placerad i motorn. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p> 	Isolite 300 elmotor	1 x 1 st <b>120357</b>

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>SonicFill System IntroKit - KaVo</b></p> <p>Ett enkelt system för att fylla kaviteter. Genom en svängningsenergi ökas kompositens flytförmåga och kaviteten fylls effektivare. Utan svängningsenergin är kompositen stabil och låter sig modelleras utan problem. Intro Kit innehåller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 handstycke</li> <li>1 "get started" paket</li> <li>10 kapslar komposit färg A1</li> <li>20 kapslar komposit färg A2</li> <li>30 kapslar komposit färg A3</li> <li>Teknikkort samt bruksanvisning</li> </ul>	 <p>SonicFill System IntroKit (hst+komposit)</p>	<p>1 x 1 fp <b>120300</b></p>
<p><b>Turbiner</b></p>		
<p><b>TK-94 L turbin utan ljus - W&amp;H</b></p> <p>Synea Vision, diameter huvud 9 mm, extra litet huvud, 12 W - 430 000 v/min, 5-punkts spray.</p>	 <p>Synea Vision (Rotoquick)</p>	<p>1 x 1 st <b>MD128362</b></p>
<p><b>TK-94LM turbin med ljus - W&amp;H</b></p> <p>Synea Vision, diameter huvud 9 mm, extra litet huvud, 12 W - 430 000 v/min, 5-punkts spray.</p>	 <p>Synea Vision (Multiflex)</p>	<p>1 x 1 st <b>MD128369</b></p>
<p><b>TK-97LM turbin - W&amp;H</b></p> <p>Synea Vision, diameter huvud 10 mm, litet huvud. 18 W - 400 000 v/min, 5 punkts spray.</p>	 <p>Synea Vision (Multiflex)</p>	<p>1 x 1 st <b>MD128370</b></p>
<p><b>TK-98 LM turbin utan ljus - W&amp;H</b></p> <p>Synea Vision, diameter huvud 11,5 mm, 21 W - 360 000 v/min, 5 punkt spray.</p>	 <p>Synea Vision (Multiflex)</p>	<p>1 x 1 st <b>MD128371</b></p>
<p><b>TK-100 LM turbin utan ljus - W&amp;H</b></p> <p>Synea Vision, diameter huvud 13 mm, 22 W - 330 000 v/min, 5 punkt spray.</p>	 <p>Synea Vision (Multiflex)</p>	<p>1 x 1 st <b>MD128372</b></p>
<p><b>TG-97 L turbin med ljus - W&amp;H</b></p> <p>Synea Fusion, diameter huvud 10 mm, 16W - 390 000 v/min 5 punkt spray.</p>	 <p>Synea Fusion</p>	<p>1 x 1 st <b>MD122791</b></p>
<p><b>TG-97 LM turbin med ljus - W&amp;H</b></p> <p>Synea Fusion, diameter huvud 10 mm, 16W - 390 000 v/min. 5 punkt spray, för KaVo Multiflexkopp-ling.</p>	 <p>Synea Fusion</p>	<p>1 x 1 st <b>MD122792</b></p>
<p><b>TG-98 L turbin med ljus - W&amp;H</b></p> <p>Synea Fusion, diameter huvud 11,5 mm 19 W - 360 000 v/min. 4 punkt spray.</p>	 <p>Synea Fusion</p>	<p>1 x 1 st <b>MD122788</b></p>
<p><b>TG-98 LM turbin med ljus - W&amp;H</b></p> <p>Synea Fusion, diameter huvud 11,5 mm 19 W - 360 000 v/min. 4 punkts spray.</p>	 <p>Synea Fusion</p>	<p>1 x 1 st <b>MD122789</b></p>



# BORRA & NJUT!



TK-94











TK-100



WK-99 LT



# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>RotoQuick 24 - W&amp;H</b> Autoklaverbar snabbkoppling för Synea turbiner. Anslutes till turbinslang med 4-hålsfattning för fiberljus. Mycket låg vikt och kul-lagrad rotationskoppling.</p> 	<p>Snabbkoppling O-ring, stor, till Roto-Quick koppling</p>	<p>1 x 1 st <b>120343</b> 1 x 1 st <b>670171</b></p>
<b>Hand- &amp; Vinkelstycken - lågvarv</b>		
<p><b>WK-99 LT med ljus - W&amp;H</b> Synea Vision orange 1:5, diameter huvud 9,5 mm, fempunktspray, 1,6 FG borr, tryckknappsChuck, solid ljusledare i glas.</p> 	<p>Synea Vision</p>	<p>1 x 1 st <b>MD125548</b></p>
<p><b>WK-93 LT med ljus - W&amp;H</b> Synea Vision orange 1:5, diameter huvud 9,5 mm fempunktspray, 1,6 FG borr, tryckknapp chuck, solid ljusledare i glas.</p> 	<p>Synea Vision Mini</p>	<p>1 x 1 st <b>MD125549</b></p>
<p><b>WK-56 LT med ljus - W&amp;H</b> Synea Vision blått 1:1, diameter huvud 9,5 mm, spray, diameter borr 2,35 mm, tryckknapp chuck, solid ljusledare i glas.</p> 	<p>Synea Vision</p>	<p>1 x 1 st <b>MD125550</b></p>
<p><b>WK-66 LT med ljus - W&amp;H</b> Synea Vision grönt 2:1, diameter huvud 9,5 mm, spray, diameter borr 2,35 mm, tryckknapp chuck, solid ljusledare i glas.</p> 	<p>Synea Vision</p>	<p>1 x 1 st <b>MD125551</b></p>
<p><b>WK-86 LT med ljus - W&amp;H</b> Synea Vision grönt 10:1, diameter huvud 9,5 mm, spray, diameter borr 2,35 mm, tryckknapp chuck, solid ljusledare i glas.</p> 	<p>Synea Vision</p>	<p>1 x 1 st <b>MD127991</b></p>
<p><b>HK-43 LT med ljus - W&amp;H</b> Synea Vision rakt handstycke 1:1 med ljus, diameter borr 2,35 mm, solid ljusledare i glas.</p> 	<p>Synea Vision</p>	<p>1 x 1 st <b>MD125552</b></p>
<p><b>WG-99 LT med ljus - W&amp;H</b> Synea fusion rakt handstycke 1:1 utan ljus diameter borr 2,35 mm.</p> 	<p>Synea Fusion</p>	<p>1 x 1 st <b>MD122799</b></p>
<p><b>WG-56 LT med ljus - W&amp;H</b> Synea Fusion blått 1:1, diameter huvud 9,5 mm, spray, diameter borr 2,35 mm, tryckknapp chuck, solid ljusledare i glas.</p> 	<p>Synea Fusion</p>	<p>1 x 1 st <b>MD122797</b></p>

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>WG-66 LT med ljus - W&amp;H</b>                      Synea Fusion grönt 2:1, diameter huvud 9,5 mm, spray, diameter borr 2,35 mm, tryckknapp chuck, solid ljusledare i glas.</p>	Synea Fusion	1 x 1 st <b>MD122798</b>
<p><b>HG-43 A - W&amp;H</b>                      Synea Fusion rakt handstycke 1:1 utan ljus. Diameter borr 2,35 mm.</p>	Synea Fusion	1 x 1 st <b>MD122800</b>
<p><b>Hand- &amp; Vinkelstycken - endodonti</b></p>		
<p><b>WD-73M ENDO NiTi - W&amp;H</b>                      Endovinkelstycke för roterande filsystem. Nedväxlat 70:1, ca varvtal 600 varv/min. Tystgående. Litet huvud. Kan steriliseras i autoklav i 135 °C.</p>		1 x 1 st <b>120334</b>
<p><b>WD-74M ENDO NiTi - W&amp;H</b>                      Nedväxlat 128:1. Endovinkelstycke för roterande filsystem. Ca varvtal 300 varv/min. Kan steriliseras i autoklav i 135 °C.</p>		1 x 1 st <b>120333</b>
<p><b>Hand- &amp; Vinkelstycken - kirurgi &amp; implantat</b></p>		
<p><b>S9 LG kirurgi handstycke med ljus - W&amp;H</b>                      Kirurgi handstycke mini LED blå.</p>	Mini LED blå	1 x 1 st <b>MD125918</b>
<p><b>S-11 LG kirurgihandstycke - W&amp;H</b>                      1:1 rakt max 40 000 varv/minut, isärtagbart, 2,35 mm (Stryker kompatibel).</p>	Mini LED blå	1 x 1 st <b>MD125913</b>
<p><b>S11 kirurgi handstycke utan ljus - W&amp;H</b>                      Kirurgi handstycke utan ljus.</p>	Hst utan ljus blå	1 x 1 st <b>MD126254</b>
<p><b>S-15 kirurgihandstycke utan ljus - W&amp;H</b>                      1:1 rakt max 30 000 varv/minut, isärtagbart, 2,35 mm borr (Stryker kompatibel) längd max 45 mm.</p>	Blått	1 x 1 st <b>MD126255</b>
<p><b>WS-56LG kirurgivinkelstycke mini med ljus - W&amp;H</b>                      1:1 vinklat max 40 000 varv/min, isärtagbart, 2,35 mm borr, tryckknapps chuck, Mini-LED+</p>	Mini LED blått	1 x 1 st <b>MD125917</b>
<p><b>WS-75 LG kirurgihandstycke - W&amp;H</b>                      20:1 isärtagbart med hexagon chuck, system för borr 2,35 mm, Kirschner/Meyer internt kylsystem Mini-LED+</p>	Mini LED grön	1 x 1 st <b>MD125916</b>
<p><b>WS-91 LG kirurgihandstycke - W&amp;H</b>                      1:2,7 isärtagbart med Mini-LED+ trippel spray FG 1,6 mm borr. 45 grader vinklat huvud.</p>	45 grader vinklat huvud	1 x 1 st <b>MD128326</b>

# UTRUSTNING/APPARATER & TILLBEHÖR

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Hand- & Vinkelstycken - puts & polering

### Putsvinkelstycke WP-64M - W&H

Nedväxlat 4:1. Putsvinkelstycke - reducerat -utan ljus, utan spray, för rengöring och polering. Profylaxhuvud. Trippelseal för Young gummikoppar. 100% tät huvud.



1 x 1 st **120323**

### Dispo HP-44M - W&H

Profylaxunderdel för Youngs engångshuvuden. Passar alla motorer. Inkl. 200 böjda engångshuvuden med grå Turbokopp.



1 x 1 fp **120328**

### Petite engångshuvuden - Young

Engångshuvuden, lila till Dispo HP-44M profylaxunderdel.



1 x 200 st **120326**

### Profylaxengångshuvud - Young

Young engångshuvud TurboPlus grå, latexfri.



1 x 200 st **120329**

## SLIPMASKIN

### LM Rondo Plus

LM 2003

Slipmaskin för slipning av depurationsinstrument, excavatorer och saxar. Enkel, liten och behändig. Vid köp av maskinen ingår: slipsten 400 grit, pedal, 2 st LM-Fingo teststavar, putsband och tydlig bruksanvisning för olika instrumenttyper.



Rondo Plus inkl slipsten 400 grit

1 x 1 st **180705**

Slipsten 600 grit, LM 8660

1 x 1 st **180702**

Slipsten 400 grit, grå, LM 8640

1 x 1 st **180703**

### Teststav Fingo

LM 8602

Teststav för kontroll av slipresultat. Då skärpan testas kan teststaven antingen sitta kvar på apparaten eller trädas på ett finger.



LM 8602 teststav

2 st/fp **180701**

## TEMPURKUDDAR TILL PATIENTSTOL

### Tempurkuddar - Tempur

Ergonomisk nackkudde i PU material. Kan spritorkas, tät mot vätskor. Storlek: 18x18x10/6 cm alternativt platt kudde 18x18x4,5 cm. Tre års garanti.

Avtagbart hygienöverdrag till Tempur nackkudde. Tvättbart 95 grader. PU stretch med sydda sömmar.

Färg: Blå alternativt grå.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



### Nackkuddar

M blå 18x18x10/6

1 x 1 st **MD123873**

M mörkgrå 18x18x10/6

1 x 1 st **MD123874**

Komfort blå (platt) 18x18x4,5

1 x 1 st **MD123877**

Komfort mörkgrå (platt) 18x18x4,5

1 x 1 st **MD123878**

### Överdrag

M blå 18x18x10/6

1 x 1 st **MD123875**

M mörkgrå 18x18x10/6

1 x 1 st **MD123876**

Komfort blå 18x18x4,5 (beställningsvara)

1 x 1 st **MD123879**

Komfort mörkgrå 18x18x4,5

1 x 1 st **MD123880**



# UTRUSTNING/STERILRUM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## AUTOKLAVER

### Melag autoklav 30B+ - Melag

Melag 30B B-Klass autoklav för direktvattenanslutning. Kapacitet ca 5 kg gods. Kammare: 17 liter.

Mått: 42,5 cm bred x 48,5 cm hög x 50 cm djup.

Separat: Vattenfilter till Melag 40B och 30B - MELAdem40.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



30B+ model c  
Melag MELAdem 40

1 x 1 st **211607**  
1 x 1 st **211612**

### Melag autoklav 40B+ - Melag

Melag 40B B-Klass autoklav för direktvattenanslutning. Kapacitet ca 6 kg gods. Kammare: 18 liter.

Mått: 46 cm bred x 50 cm hög (56 cm m display) x 55 cm djup.

Separat: Vattenfilter till Melag 40B och 30B - MELAdem40.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Melag Vacuklav 40B+  
Melag MELAdem 40

1 x 1 st **MD129218**  
1 x 1 st **211612**

### LISA 517 Auto autoklav - W&H

Autoklav klass B med touch display.

- Garanterat sterilt, ingen godsselektering behövs
- Om avvikelser uppstår ges ett automatiskt meddelande
- Programmerbar starttid för autoklavering under natten
- Lisa Log digital registrering av varje körning, ersätter skrivare

Det nya ECO-B programmet erbjuder snabb sterilisering för alla typer av gods med begränsad totalvikt på endast halva tiden jämfört med ett standardprogram. Anslutning: 220 V

Separat:

Vattenfilter (1 filterpatron) - Multidem C17.

Vattenfilter (2 filterpatroner) - Multidem C27.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



LISA 517 Auto  
Multidem C17  
Multidem C27

1 x 1 st **MD129588**  
1 x 1 st **MD117520**  
1 x 1 st **MD117521**

# UTRUSTNING/STERILRUM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## RENGÖRINGSAPPARAT

### DAC universal - W&H

Autoklav för turbiner och vinkelstycken. Rengör, smörjer och autoklaverar 6 valfria vinkelstycken och/eller turbiner på endast 12 minuter. Inklusive NitraDem automatisk vattenpåfyllning via filter. Enkel att sköta och hantera.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



DAC universal expel  
Extra magasin, exkl adapter

1 x 1 st **211711**  
1 x 1 st **211648**

### DAC adapter för EMS handstycke

#### - Nitram Dental a/s

Adapter som möjliggör rengöring av EMS ultraljudshandstycken i DAC Universal. Handstycket blir rengjort och steriliserat på ett enkelt och effektivt sätt. Separat eller tillsammans med övriga hand- och vinkelstycken. DAC programmet innehåller: Genomspolning av handstyckets spraykanal (tar bort blod- och salivrest), sterilisering 134 grader samt torkning.



DAC 2000 adapter för EMS handstycke

1 x 1 st **140062**

### DAC adapter för EMS No Pain

#### - Nitram Dental a/s

Adapter som möjliggör rengöring av EMS No Pain med eller utan LED ultraljudshandstycken i DAC Universal.

Handstycket blir rengjort och steriliserat på ett enkelt och effektivt sätt. Separat eller tillsammans med övriga hand- och vinkelstycken. DAC programmet innehåller: Genomspolning av handstyckets spraykanal (tar bort blod- och salivrest), sterilisering 134 grader samt torkning.



Adapter No Pain (LED och utan LED)

1 x 1 st **32163**

### DAC adapter high speed KaVo

Adapter som möjliggör rengöring av turbiner för KaVo multiflexkoppling. Turbinen blir rengjord och steriliserad på ett enkelt och effektivt sätt. Separat eller tillsammans med övriga hand- och vinkelstycken. DAC programmet innehåller: Genomspolning av handstyckets spraykanal (tar bort blod- och salivrest), sterilisering 134 grader samt torkning.



DAC adapter high speed KaVo

1 x 1 st **211645**

### DAC adapter lågvarv

Adapter som möjliggör rengöring av lågvarvs vinkelstycken. Vinkelstycket blir rengjort och steriliserat på ett enkelt och effektivt sätt. Separat eller tillsammans med övriga hand- och vinkelstycken. DAC programmet innehåller: Genomspolning av handstyckets spraykanal (tar bort blod- och salivrest), sterilisering 134 grader samt torkning.



#### DAC adapter lågvarv

DAC adapter lågvarv

1 x 1 st **211646**

#### DAC adapter för övriga

För S5 motor

1 x 1 st **211659**

För Midwest, snabbkoppling

1 x 1 st **MD117386**

För Bien-Air Micro Series

1 x 1 st **MD121903**

För Sirona DAC Universal Midwest Adapter

1 x 1 st **MD125423**

# UTRUSTNING/STERILRUM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>DAC förhöjt magasinställ - W&amp;H</b> Praktiskt ställ för magasin till DAC.</p> <p><i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p>	 <p>DAC förhöjt magasinställ</p>	1 x 1 st <b>211664</b>
<p><b>DAC Filter - W&amp;H</b> Avloppsfilter för DAC turbin- och vinkelstycks-autoklav.</p>		1 x 6 st <b>670167</b>
<p><b>DAC NitraDem komplett</b> - Nitram Dental a/s Vattenfilter till DAC. <i>Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.</i></p>	 <p>Nitram NitraDem</p>	1 x 1 st <b>211656</b>
<p><b>DAC Universal olja blå - W&amp;H</b> DAC maskiner med blå display skall ha en blå oljeflaska. Flaskan skruvas lätt på plats och är enkel att byta. Utan drivgas.</p>	 <p>NITRAM OIL #2</p> <p>olja blå nr 2 (721030)</p>	1 x 200 ml <b>670154</b>
<p><b>DAC Universal olja - W&amp;H</b> DAC olja med vit etikett. Flaska till DAC Universal, skruvas lätt på plats och är enkel att byta. Maskinen varnar när oljan är slut.</p>	 <p>NITRAM OIL</p> <p>Flaska</p>	1 x 200 ml <b>670165</b>

# UTRUSTNING/STERILRUM

## PRODUKTBESKRIVNING

## FÖRPACKNING

## ART.NR

### Assistina 3x3 - W&H

Rengöring och smörjning för 3 samtidiga instrument.

Snabb process ca 6 minuter.

1. Intern rengöring av luft och vattenkanaler
2. Utvändig rengöring av instrumenten
3. Smörjning

Rengöringsmedel och olja, se Rengöring - roterande instrument.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Assistina 3x3 rengöringsapparat

1 x 1 st

MD126353

## DISKDESINFEKTOR

### Miele G7831 - Miele

G 7831 är en kompakt diskdesinfektor med kapacitet och säker desinfektion. Elektronisk styrning med 4 program. Displayen visar programförkopplingsindikering och felmeddelanden samt temperatur och programtid. Låg ljudnivå på grund av dubbelt kabinett och ljudisolering. Doseringsmodul finns som tillval.

#### Tekniska Data

Modell: Fristående eller inbyggnad under bänk

Program: 4 st. Teknisk desinfektion vid 93° C.

Elförsörjning: 230 V, 1X6 A säkring

Vattenanslutning: Kallvatten

Ytterhölje: Rostfritt stål

Yttermått: 85X45X60 cm

Vikt: 58 kg

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Miele G7831 diskdesinf, smal

1 x 1 st

211515

### Miele G7862 diskdesinfektor - Miele

7862 diskdesinfektor med ångkondensator och seriellt gränssnitt som möjliggör extern kontrollutrustning till exempel printer eller PC. Hög säkerhet genom bland annat dubbel temperaturövervakning, skydd för torrkokning, överhettning och hög vattennivå. Samt Waterproof-system med dubbla magnetventiler. Doseringsmodul finns som tillval.

#### Tekniska Data

Modell: Fristående eller inbyggnad under bänk.

Display: Temperatur och programtid.

Program: 8 st. Termiskdesinfektion vid 93° C.

Elförsörjning: 400 V, 3X16 A säkring

Vattenanslutning: Kall-/varmvatten

Ytterhölje: Rostfritt stål

Yttermått: 85X60X60

Vikt: 65 kg

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Miele G7862 diskdesinfektor

1 x 1 st

211514

# UTRUSTNING/STERILRUM

PRODUKTBESKRIVNING FÖRPACKNING ART.NR

## Miele hetdesinfektor 7891 - Miele

G 7891 diskdesinfektor med ångkondensator och integrerad varmlufttork. Seriellt gränssnitt som möjliggör extern kontrollutrustning till exempel printer eller PC. Hög säkerhet genom bland annat dubbel temperaturövervakning, skydd för torrkokning, överhettning och hög vattennivå. Samt Watereproof-system med dubbla magnetventiler. Doseringsmodul finns som tillval.



Miele G7891 diskdesinfektor

1 x 1 st **211518**

### Tekniska Data

Modell: Fristående eller inbyggd under bänk.  
 Display: Temperatur och programtid.  
 Program: 8 st. Termiskdesinfektion vid 93° C.  
 Elförsörjning: 400 V, 3X16 A säkring  
 Vattenanslutning: Kall-/varmvatten  
 Ytterhölje: Rostfritt stål  
 Ytermått: 85X60X60

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.

## Tillbehör - Miele

Tillbehör till diskdesinfektor.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00 för mer detaljer om sortimentet.



Miele O188 överkorg	1 x 1 st	<b>211534</b>
Miele U874 underkorg	1 x 1 st	<b>211523</b>
Miele A2 täcknät 216x456mm	1 x 1 st	<b>211554</b>
Miele A11 insatsgaller 1/1	1 x 1 st	<b>211542</b>
Miele E130 ins.galler f desinf	1 x 1 st	<b>211531</b>
Miele E146 instr.korg f desinf	1 x 1 st	<b>211535</b>
Miele E337 ins.galler f. desin	1 x 1 st	<b>211541</b>
Miele E338 brickställ	1 x 1 st	<b>211543</b>
Miele E339 brickställ	1 x 1 st	<b>211545</b>
Miele E363 instr.korg f. desin	1 x 1 st	<b>211547</b>
Miele E378 univ.korg f. desin.	1 x 1 st	<b>211551</b>
Miele E379 univ.korg f. desin.	1 x 1 st	<b>211553</b>
Miele smätingskorg E473	1 x 1 st	<b>211537</b>
Miele O800 överkorg	1 x 1 st	<b>211581</b>
Miele U800 underkorg	1 x 1 st	<b>211582</b>

## FOLIESVETSAR

### Hygopac foliesvets - Dürr

Automatisk foliesvets. Påsen med förpackat gods sätts i apparaten och svetsning sker automatiskt. Svetsen har ställbar termostat. Kapacitet 5,3 meter/min. Mått: 380x135x1620mm. Svetsbredd 9mm, uppfyller 58953 del 7. Vikt 7,2kg.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Hygopac automatisk foliesvets

**140020**

### Melaseal 100 - Melag

Foliesvets 10 mm svetsfog. Larmsignal.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



Melaseal 100 kompl.

1 x 1 st **MD105870**

# UTRUSTNING/STERILRUM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## LisaSeal 2 foliesvets - W&H

Förseglar sterilpåsen på 2 sekunder. Indikerar med ljud och ljussignal. Svetsar utan risk att bränna påsen. Transparent svetsvals med integrerad arbetsyta. Dubbel rullhållare. Kan väggmonteras.

Ring Utrustningsavdelningen 08-546 979 00.



LisaSeal 2 foliesvets

1 x 1 st

140056

## RENGÖRING - ROTERANDE INSTRUMENT

### Assistina 3x3 rengöringsmedel - W&H

Rengöringsmedel till Assistina 3x3.



Rengöringsmedel MC1100

1 x 1000 ml

MD126224

### Assistina 3x3 olja - W&H

Serviceolja till Assistina 3x3.



Serviceolja F1 MD200

1 x 200 ml

MD126222

### Assistina rengöringsmedel - W&H

För användning i Assistina rengöringsmaskin för hand- och vinkelstycken oc turbiner samt DAC Universal.



1 x 1 l

670163

### Assistina olja - W&H

Service oil F1 för Assistina rengöringsmaskin för hand- & vinkelstycken och turbiner samt luftscaler och luftmotor.



1 x 500 ml

670164

# UTRUSTNING/STERILRUM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR
<p><b>Olja F1 400 - W&amp;H</b> För smörjning av roterande instrument.  Ansats till W&amp;H olja 900 för turbiner och scalers</p>		<p>Sprayflaska utan sprayansats Sprayansats f lågvarvinstrument Sprayansats t oljeflaska, för W&amp;H turbiner och scalers</p> <p>1 x 400 ml <b>670160</b> 1 x 1 st <b>580435</b> 1 x 1 st <b>580436</b></p>
<p><b>Olja ROTA Spray 2 - KaVo</b> Smörjmedel. Vit/orange.</p>		<p>1 x 500 ml <b>670161</b></p>
<p><b>KaVo LIFETIME - KaVo</b> Diskmedel, sköljmedel och salt för avhärdning.</p>		<p>Clean 1 diskmedel 1 x 6 l <b>670187</b> Clean 2 skjöljmedel 1 x 6 l <b>670188</b> Avhärdare 1 x 6,50 kg <b>670190</b></p>
<p><b>LIFETIME Spray - KaVo</b> Smörjmedel. Olja LIFETIME Spray.</p>		<p>Olja 1 x 500 ml <b>670189</b></p>
<p><b>KaVo QUATTROcare Spray - KaVo</b> Olja/Spraysmörjmedel. Ny design med skruvfattning.</p>		<p>1 x 500 ml <b>670156</b></p>

# UTRUSTNING/STERILRUM

PRODUKTBESKRIVNING	FÖRPACKNING	ART.NR	
<p><b>KaVo Spray - KaVo</b> Skötselvätska för alla typer av roterande instrument. Normal eller Multiflex-kanyl för sprayflaskan.</p>	<p>Sprayflaska Normal kanyl f sprayflaskan Multiflex kanyl f sprayflaskan</p>	<p>1 x 500 ml <b>670162</b> 1 x 1 st <b>670159</b> 1 x 1 st <b>670158</b></p>	
<h2>ULTRALJUDSRENGÖRING</h2>			
<h3>Ultraljudsbad &amp; tillbehör</h3>			
<p><b>Biosonic UC-50D - Coltène</b> Litet effektivt ultraljudsbad med digital timer. Möjlighet att använda två glasbägare eller instrumentkorg. Ytermått: 29,2 x 22,9 x 19,7 cm. Tankkapacitet: 3,2 liter. Arbetskapacitet: 2 liter.</p>		<p>Biosonic UC-50D Instrumentkorg UC-58</p>	<p>Styck <b>140529</b> Styck <b>140531</b></p>
<p><b>Biosonic UC 125 - Coltène</b> Ultraljudsbad med LCD teknologi. Stort utbud rengöringsprogram. Tyst, 599 dB. Tanken rymmer 4,8 liter. Mått: 41,9 x 24,9 x 35 cm. 100 watt utan varmluft. Frekvens 55 kHz.</p>		<p>Utan tillbehörssats</p>	<p>1 x 1 st <b>MD128029</b></p>
<p><b>Biosonic UC155XD tillbehörskit - Coltène</b> Tillbehörssats bestående av 1 st instrumentkorg, 2 st glasbägare á 600 ml med lock och gummiring samt 2 st hållare för glasbägare.</p>		<p>Tillbehörssats komplett</p>	<p>1 x 1 st <b>140521</b></p>
<p><b>Glasbägare till Biosonic bad - Coltène</b> Glasbägare 600 ml, med lock och gummiring. Passar alla Biosonicbad.</p>		<p>Sats</p>	<p>1 x 1 st <b>140510</b></p>
<p><b>Hållare för glasbägare Biosonic UC-153 - Coltène</b> Hållare för en glasbägare, 600 ml. För Biosonic UC-100, XD, UC-50D och UC125.</p>			<p>1 x 1 st <b>140532</b></p>



# UTRUSTNING/STERILRUM

PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNING

ART.NR

## Biosonic UCB2 borrkorg - Coltène

Plastkorg för tex borr. För Biosonic UC-100, UC-50 och UC-50D.



1 x 1 st **140533**

## Rengöringsmedel för ultraljudsbad

### Biosonic UC 38 Röd - Coltène

Allmän rengöringsvätska med desinfektion för ultraljudsbad. Praktisk doseringsflaska. Superkoncentrat - ger 29 liter brukslösning.



1 x 236 ml **670136**

### Biosonic UC 32 Orange - Coltène

Allmän rengöringsvätska med enzymer. Superkoncentrat - ger 29 liter brukslösning.



1 x 236 ml **670139**

### Biosonic UC30 blå - Coltène

Allmän rengöringsvätska för ultraljudsbad. Praktisk doseringsflaska. Superkoncentrat - ger 29 liter brukslösning.



1 x 473 ml **670135**

### Biosonic UC31 - Coltène

Allrengöringsvätska för ultraljudsbad. För allmän rengöring med tillsats av rostskyddsmedel. Rengör och rostskyddar i samma bad. Engångsdos, en dos till 2-4 liter varmt eller kallt vatten.



1 x 20 st **670140**

# Den Perfekta stolen för din klinik.

## LITE & LITE ADVANCED HYBRID

Sadelstolen som följer kroppens rörelser och hjälper dig att finna och inta de positioner du själv önskar på ett helt unikt sätt. Stolen är låsbar i neutralt läge och utrustas alltid med fotaktivator. Perfect Hybrid finns tillgänglig i två modeller, Lite och Advanced.



PROVA GRATIS



## SUPPORT / SAGA

-sits och rygg, design Bruno Mathsson

Supportstolen / Saga är en kvalitetsstol med väl genomtänkt design i kombination med ergonomi och funktion.

Stolens minimalistiska form och exklusiva sittkomfort gör stolen helt unik. Dess stora inställningsmöjligheter ger användaren högsta välbefinnande under långa arbetspass.



Supportdesign är ett helägt svenskt familjeföretag specifikt inriktat på tillverkning och distribution av svenska, högkvalitativa ergonomiska sittmöbler. Sedan starten för över 30 år sedan har vi nått internationellt erkännande i vår tillverkning av arbetsstolar och sadlar designade för att öka komfort, säkerhet och prestation hos människor i olika miljöer.

# UTRUSTNING/OPERATÖRSSTOLAR

Frågor om klädsfärg, broschyr eller provstol – ring 08-546 979 07



**Planmeca Anatomat**  
Vinyl. Standard och Ultra.  
Art.nr 181016  
Art.nr 181014 (Assistent med armstöd)



**Planmeca Sadel**  
Vinyl. Standard och Ultra.  
Art.nr 181018



**Supportstolen**  
Vinyl eller läder. Med unik skålformad sits.  
Art.nr 181009/181008



**Support Perfect Lite**  
Vinyl eller läder. Speciellt utvecklad för kvinnor.  
Art.nr 182129/182128



**Support Lite Advanced**  
Vinyl eller läder. Urtag fram för bättre ventilation och minskat tryck.  
MD11784/MD117875



**Support Lite Hybrid**  
Vinyl eller läder inkl. fotaktivator. Med gungbar mekanism.  
MD123733/MD123732



**Support Lite Hybrid Advanced**  
Vinyl eller läder inkl. fotaktivator. Med gungbar mekanism och urtag för bättre ventilation och minskat tryck.  
MD123735/MD123734



**Barnhjul**  
Kul hjul som passar de flesta stolar. Färgmatcha din stol med hjul i form av djur eller flygplan. Art.nr 181013



**Support fotaktivator**  
Tillbehör till samliga Supportstolar.  
Art.nr 181004



**Support Akka**  
Vinyl eller läder. Vinklinsbar sits och justerbar rygg.  
Art.nr 182084



**Salli Multiadjuster**  
Vinyl eller läder. Tvådelad, justerbar sadelstol. Sitsen kan lutas framåt.  
Art.nr 181025



**Salli Swing**  
Vinyl eller läder. Tvådelad stol med gungmekanism.  
Art.nr 181028



**Salli SwingFit**  
Vinyl eller läder. Tvådelad ställbar sits med gungmekanism.  
MD181029

## Dürr VistaScan bildplatteteknik



### Modell VistaScan Mini Plus

Rekommenderas för upp till fyra behandlingsrum. Mini tar liten plats och kan placeras bredvid behandlingsstolen.

Format och användningsområden:

- Barn 2 x 3 cm
- Bitewing 2 x 4 cm
- Standard 3 x 4 cm
- Bitewing 2,7 x 5,4 cm
- Ocklusalt 5,7 x 7,6 cm

Art.nr 172740



### Modell VistaScan Mini View

Rekommenderas för upp till fyra behandlingsrum. Intuitiv och enkel, med pekskärm integrerad. WLAN-funktion.

Format och användningsområden:

- Barn 2 x 3 cm
- Bitewing 2 x 4 cm
- Standard 3 x 4 cm
- Bitewing 2,7 x 5,4 cm
- Ocklusalt 5,7 x 7,6 cm

MD125828



### Modell VistaScan Perio Plus

Upp till åtta bildplattor kan scannas i ett steg.

Format och användningsområden:

- Barn 2 x 3 cm
- Bitewing 2 x 4 cm
- Standard 3 x 4 cm
- Bitewing 2,7 x 5,4 cm
- Ocklusalt 5,7 x 7,6 cm

MD032148

**För demonstration, broschyr eller offert, ring Utrustningsavdelningen tel. 08-546 979 00**

**Bildplattor, kassetter, skyddspåsar m m  
– se Röntgentillbehör/Digitala tillbehör**



# Från idé till installation

Det är skönt att ha någon att hålla i handen när man gör sitt livs investering!

Vare sig det gäller planering av en ny praktik, stor klinik, ombyggnation, renovering eller komplettering så är det en lång väg från idé till färdigt resultat.

Vi på Plandent Forssbergs har lång erfarenhet av praktikplanering och byggnation och vet vad som kan gå fel. Vi har sett tusentals kliniker och har ett stort kontaktnät i branschen. Därför erbjuder vi en trygg hand att hålla i när du planerar en av de viktigaste platserna i ditt liv. Din arbetsplats, där du tillbringar så stor del av ditt vardagsliv.

Vi lyssnar på dina idéer och hjälper dig att omsätta dem i praktiken. Du får tips och råd, därefter ser vi till att ritningar och byggbeskrivningar blir korrekta samt bevakar dina intressen.

På så vis behåller du kontrollen över din budget. Du får ett kunnigt "filter" till de olika yrkesgrupperna och kan ägna dig åt annat som ger inspiration, energi och glädje. Färg, ljus och inredning till exempel.

**Tala med din regionsäljare om du vill anlita vår byggservice.**



**Claes Holmgren, konsult  
vid byggnation och  
praktikplanering.**






**PLANDENT  
FORSSBERGS DENTAL  
DENTAL-IT**

MEMBERS OF PLANDENT DIVISION

# Planmeca Sovereign®

## Ett sant mästerverk

- Anpassningsbar för flera olika användare
- Revolutionerande ergonomi
- Brilljanta anslutningsmöjligheter





**PLANMECA**

# Planmeca Sovereign® Classic

## Radikalt annorlunda

- Intelligent hygienhantering
- Innovativ design
- Intuitiv och lätt att arbeta med



[www.planmeca.com](http://www.planmeca.com)







**PLANMECA**

# Planmeca Compact™ i Touch

## Liten i storlek, stor i prestanda



- Stor, smart touchdisplay
- Enkel och rolig att arbeta med
- Utmärkt ergonomi och arbetsflöde





**PLANMECA**

# Planmeca Compact™ i Classic

## En klassiker



- Grundfunktioner för tandvård
- Standardinstrumentering som kan utökas
- Bra ergonomi





**PLANMECA**

# Planmeca Chair™

## Ergonomi, patientkomfort och slimmad design

- Ultimat komfort för både patient och tandvårdsteam
- Anpassar sig perfekt till olika specialisters behov
- Anpassningsbar även i trånga utrymmen, roterbar 180 grader



[www.planmeca.com](http://www.planmeca.com)





**PLANMECA**

# CAD/CAM workflow

## Välj hur du vill arbeta

Tandläkarklinik

Scanna.



Designa.




Tillverka.



Planmeca PlanScan®

Avtryck



Planmeca PlanCAD® Easy

Planmeca Romexis® Cloud

Planmeca Romexis® Cloud är en avancerad kommunikationstjänst exklusivt för Planmeca Romexis® användare.



Planmeca PlanMill® 40



## Tandtekniskt Lab

## Externt fräscenter



Planmeca PlanScan® Lab



Planmeca PlanCAD® Premium



Planmeca PlanMill® 50



PlanEasyMill™

# Planmeca Chairside CAD/CAM™

## Integrerat arbetsflöde för tandläkare

Scanna.

Planmeca PlanScan®

### Ultrasnabb intraoral scanning

- Digital intraoral scanner
- Realtid, korrekt och puderfri scanning
- Öppet STL format
- Kan antingen kopplas mot en laptop eller också används en unitintegrerad version

Designa.

Planmeca PlanCAD® Easy

### Sofistikerad design

- Snabb och lättanvänd mjukvara för design av protetiska arbeten
- Transparent integrerad med programmet **Planmeca Romexis®**


Tillverka.

Planmeca PlanMill® 40

### Högprecisionsfräs, chairside system

- Snabb och exakt 4-axlig fräsenhet för tandkliniker
- Utformad för glaskeramik och andra material

**Planmeca Chairside CAD/CAM™** är en unitintegrerad lösning som erbjuder tandläkare ett komplett integrerat och digitalt arbetsflöde genom tre enkla steg - ultrasnabb intraoral scanning, sofistikerad design och högprecisionsfräsning. Allt är transparent integrerat via **Planmeca Romexis®** mjukvara, så alla 2D och 3D patientdata är åtkomliga med ett enda program. För första gången används ett program för både röntgenbildtagning och CAD/CAM arbete.



[www.planmeca.com](http://www.planmeca.com)



**PLANMECA**

# Planmeca Lab CAD/CAM™

## Integrerat arbetssätt för tandtekniska lab

Scanna.

### Planmeca PlanScan® Lab

#### Högkvalitativ scanning av gipsmodeller

- Snabb och korrekt bordsscanner för tandtekniska laboratoriers behov

Designa.

### Planmeca PlanCAD® Premium

#### Enkelt designverktyg för protetiska arbeten

- Öppet CAD program designat speciellt för laboratorier

Tillverka.

### Planmeca PlanMill® 50

#### Precisionsfräs för optimal finish

- 5-axlig fräsenhet för tandtekniska laboratorier
- För exakta och pålitliga resultat

### PlanEasyMill™

#### Fräscener state-of-the-art

- Snabba och högkvalitativa frästjänster för tandtekniska laboratorier
- Brett sortiment av olika material, perfekt passform

**Planmeca's Lab CAD/CAM™** lösning för tandtekniska laboratorier inkluderar en snabb och underhållsfri bordsscanner, en sofistikerad programvara och en 5-axlig fräsenhet. Laboratoriet kan också beställa snabba och pålitliga frästjänster från Planmeca's moderna **PlanEasyMill™** fräscener och dra fördel av ett stort utbud olika material samt snabba leveranser.



# Planmeca ProMax<sup>®</sup> 2D

## Det kompletta bildvisningscentrat

- För alla dina diagnostiska behov
- Enkel positionering – alltid bilder med toppkvalitet
- Kan enkelt uppgraderas till en 3D volymtomograf/CBCT



[www.planmeca.com](http://www.planmeca.com)



## Olika modeller för olika behov

### Planmeca ProMax® 2D S3

Den trededade modellen (SCARA3) Planmeca ProMax® 2D S3 har utformats för alla bildbehandlingsbehov: panorama-, extraoral bitewing-, TMJ-, sinus- och 2D-tomografi.

### Planmeca ProMax® 2D S2

Den tvåledade modellen (SCARA2) Planmeca ProMax® 2D S2 har basprogram för panorama-, extraoral bitewing-, TMJ- och sinusbildbehandling.



# Planmeca ProOne®

## Elegant effektivitet



- Passar varenda tandläkare
- Fullt digitaliserad allround  
2D panoramaröntgen
- Med många olika bildprogram







**PLANMECA**

# Planmeca ProX™

## Prisbelönad intraoral röntgen

- Lätthanterlig och exakt positionering
- Optimal upplösning, kontrast och densitet
- Snabbare röntgenundersökning med digital sensor



[www.planmeca.com](http://www.planmeca.com)





**PLANMECA**

# Planmeca ProSensor®

## Upplöv användbarheten

- Excellent bildkvalitet
- Utsökt och hållbar sensordesign
- Integrerar med Planmeca ProX™ intraoral röntgenapparat för ett optimalt arbetsflöde




[www.planmeca.com](http://www.planmeca.com)



# Planmeca ProScanner™

## Fullfjädrad bildplattescanner

- Liten och snabb scanner för högkvalitativa bilder
- Komplet utbud bildplattor från storlek 0 till 4c
- Kraftfull Planmeca Romexis® mjukvara för bildbehandling



**PLANMECA**

# Planmeca ProMax® 3D-serien

## De fantastiska fem



*Planmeca ProMax® 3D Max*

- Dussintals olika volymstorlekar: från små detaljer till hela maxillofaciala regionen
- Panorama • Kefalometri • CBCT • 3D foto • 3D modeller
- Planmeca Romexis® mjukvara fulländar 3D perfektionen



*Planmeca*  
*ProMax® 3D Mid*



*Planmeca*  
*ProMax® 3D Plus*



*Planmeca*  
*ProMax® 3D Classic*



*Planmeca*  
*ProMax® 3D s*

# Planmeca ProMax® 3D


## Skapa din virtuella patient

### Först i branschen

En röntgenapparat,  
tre typer av 3D-data.

Allt i ett bildhanteringsprogram.

CBCT



+ 3D-modellskanning



+ 3D-ansiktsfoto



En unik tjänst  
**Planmeca ProModel™**




Skapa patientspecifika implantat,  
kirurgiska guider  
och skallmodeller  
från 3D-data.

[www.planmeca.com](http://www.planmeca.com)







**PLANMECA**

# Planmeca Romexis®

## Hjärnan bakom allt



[www.planmeca.com](http://www.planmeca.com)



- Det mest omfattande bildbehandlingsprogrammet för 2D och 3D bildvisning samt CAD/CAM
- Avancerade moduler för specialistbehov
- Dela data fullkomligt säkert via Planmeca Romexis® Cloud kommunikationstjänst

Kompatibla  
med Mac OS och  
Windows



**PLANMECA**

# Planmeca iRomexis™

## Trådlös frihet

- Verklighetstrogen 2D och 3D bildvisning i din ficka
- Titta på, justera och zooma bilder var du än är
- För att motivera patienter eller skicka bilder till kollegor



### Prova!

Ladda ner gratis  
Planmeca iRomexis™ app  
för iPad and iPhone



[www.planmeca.com](http://www.planmeca.com)



# Planmeca Romexis® Cloud

## Dela bilder och expertis online

- Verklighetstrogen 2D och 3D bildvisning i din ficka
- Titta på, justera och zooma bilder var du än är
- För att motivera patienter eller skicka bilder till kollegor

### Vem som helst, var som helst

- Allmäntandläkare
- Kollega
- Radiolog
- Specialist
- Tandtekniskt lab
- Patient



Planmeca  
Romexis® Cloud

### Planmeca Romexis® -användare

- Radiologicenter
- Allmänpraktik



**PLANMECA**

# UTRUSTNING/MASKINRUM

För mer information – kontakta

Utrustningsavdelningen,

tel. 08 546 979 00

## KOMPLETTA SUGSYSTEM



**Pure Motion M8**  
För 4-8 användare  
MD129226



**Pure Motion M4**  
För 3-4 användare  
MD129188



**Pure Motion M2**  
För 1-2 användare  
MD129228



**Tornado 1**  
För 1-2 rum. 20 liter  
MD129231



**Tornado 2**  
För 2-3 rum. 20 liter  
MD118461



**Dürr Duo Tandem**  
För upp till 6 rum. 50 liter  
MD129237



**Dürr Quattro Tandem**  
För upp till 12 rum. 90 liter  
Art.nr 281035



**Cattani 1C**  
För 1 rum. 24 liter  
MD30255



**Cattani 2C**  
För 2 rum. 50 liter  
Art.nr 30223



**Cattani 3C**  
För 3 rum. 75 liter  
Art.nr 30256



**Cattani 3C Twin**  
För 6-7 rum. 150 liter  
Art.nr 30257

## SUGMOTORER



### Cattani Flux-Jet

För upp till 5 rum. 380V  
Art.nr 30114



### Cattani Flux-Jet

För upp till 5 rum. 220V  
Art.nr 30264



### Cattani Medio-Jet

För upp till 8 rum. 380V  
Art.nr 3026



### Dürr V300 S

Torrt system. För 1 rum. 230V.  
Art.nr 281060



### Dürr V600 S

Torrt system. För 3 rum. 230V.  
Art.nr 281065



### Dürr V900 S

Torrt system. För 5 rum. 230V.  
MD032100



### Dürr V1200 S

Torrt system. För 6 rum. 230V.  
MD032101



### Siemens 2BH14

För 1-3 rum, 3-fas, 1100 W.  
Art.nr 293018



### Siemens 2BH15

För 3-5 rum, 3-fas, 1500 W.  
Art.nr 293016



### Siemens 2BH16

För 5-11 rum, 3-fas, 2200 W.  
Art.nr 293020



### SRAB 99D

Amalgamavskiljare enl. sedimenteringsprincipen.  
Art.nr 295021



### SRAB 99D Vask

Komplett system för avskiljning vid diskbänk och vaskar.  
Art.nr 295022



### Dürr utbyteskassett

Recyclingboxar med utbyteskassetter för Dürr amalgamavskiljare. Innehåller kassett och desinfektionsmedel. Den utbytta kassetten kan skickas tillbaka för återvinning i medföljande förpackning. Art.nr 40001002

## AVSKILJNING

# Rikstäckande service



## Vi erbjuder:

- Validering/revalidering av autoklaver
- Kontrollmätning av intraoral röntgen och panoramaröntgen
- Förebyggande underhåll
- Serviceavtal på utrustning
- Verkstadsarbeten
- Reparationer/installationer hos kund

08-546 979 00



[www.plandent.se](http://www.plandent.se)



PLANDENT  
FORSSBERGS DENTAL  
DENTAL-IT  
MEMBERS OF PLANDENT DIVISION





# Hyra eller leasa?

Genom att hyra får ditt företag nyttjanderätten men inte äganderätten till utrustningen. På så sätt belastas inte balansräkningen och soliditeten påverkas inte negativt.

## Varför hyra/leasa?

Du betalar för det arbete som utrustningen genererar till ditt företag. Med finansiering får du en funktionshyra, en helhetslösning, där hårdvara, mjukvara, service, installation, utbildning, support och försäkring kan ingå. Med funktionshyra blir den totala driftskostnaden känd under hela hyresperioden, vilket underlättar för din budgetering.

## Fördelarna

- 100 % avdragsgill avgift, skattemässigt och resultatmässigt
- Belastar ej balansräkningen
- Ökar likviditeten
- Oförändrad soliditet
- Helhetslösning
- Skräddarsydd allriskförsäkring med låg premie och självrisk.
- Flexibilitet

## Efter avtalstidens slut

Finns möjlighet att:

- Återlämna utrustningen, eller
- Köpa loss utrustningen, eller
- Förlänga avtalet till kraftigt reducerad månadskostnad, eller
- Hyra ny utrustning.

När du hittat vad du vill ha, så kan vi erbjuda en bra finansieringslösning.

## Fråga din säljare om Plandent Finans

**Tel. 08-546 979 00**

så får du en personlig kalkyl över olika alternativ. Med hyra eller leasing vet du vad du ska betala varje månad. Det kan kännas enkelt och tryggt.



*”Du skall äga det som stiger i värde och hyra det som faller i värde”*

PAUL GETTY



PLANDENT  
FORSSBERGS DENTAL  
DENTAL-IT

MEMBERS OF PLANDENT DIVISION

# Plandent Forssbergs

– seriös helhetsleverantör till tandvården

Plandent Forssbergs har en rikstäckande sälj- och serviceorganisation. Vi är 84 medarbetare i en trivsamt och effektiv verksamhet som präglas av kraftigt fokus på kundnärlighet. Våra kontor med utställningslokaler finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

## Helhetsleverantör

Forssbergs Dental har varit specialist på förbrukningsvaror i generationer. Plandent har sedan slutet av 80-talet varit specialist på utrustning, inredning av tandläkarpraktiker samt moderna mjukvaruplattformar. År 2011 blev Forssbergs Dental helägt av finskägda Plandentdivisionen och det nya gemensamma bolagsnamnet blev Plandent Forssbergs Dental AB. Tillsammans kan vi erbjuda moderna helhetslösningar till tandläkarpraktiker.

## Moderbolaget

Vi ingår i Plandent Division som ägs av Planmeca Oy. Affärskonceptet grundades 1972 och har vuxit till att bli en av Europas ledande distributionskedjor. Idag består koncernen av fjorton handelsbolag i olika länder. I Planmeca-gruppen ingår också andra tillverkande företag som till exempel Opus journalsystem och välkända LM-instruments, numera LM-Dental. Planmeca Oy är Europas tredje största tillverkare av dentalutrustning och världens största privatägda tillverkare av tandläkarutrustning.

Tack vare Planmecas produktplattformar med unik flexibilitet finns det mycket stor valfrihet att skräddarsy en personlig utrustning. Det är också tryggt att veta att alla programvaror uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen. Plandent Forssbergs huvudkontor ligger i Årsta och i samma hus finns Dental-IT samt Opus Systemer AS.

**Vi kan helheten – du väljer, vi levererar!**

### UTSTÄLLNINGAR & KURSLOKALER

Grosshandlarvägen 1, Årsta (södra Stockholm)

Rundelsgatan 14, Malmö

Fridkullagatan 14, Göteborg

## EN FANTASTISK HISTORIA

**Plandent AB** grundades 1989 av Göran Nilsson, Claes Holmgren och Heikki Kyöstiä (Planmecas grundare). Både Göran (VD) och Claes (praktikplanering/after sales) är verksamma i företaget.

Förbrukningsavdelningen har dock rötter som sträcker sig till 1897, då Sofie Anna Forssberg grundade AB S.A. Forssbergs Dentaldepot tillsammans med sin bror, tandläkare Rudolf Skogsborg. Hon var då 40 år gammal, nybliven änka och ensamstående mor. Till en början var det en central belägen butik på Regeringsgatan 25 i Stockholm som sålde laboratorieprodukter, tandvårdsmateriel och operationsutrustning. Idén var att importera, lagerhålla och distribuera dentalartiklar från ledande tillverkare i hela världen till svenska tandläkare. Den affärsidén arbetar vi ännu med idag. Sofie Anna Forssberg var en driftig kvinna som snart utvecklade affärerna med de allra senaste dentalprodukterna från fabrikanterna i utlandet. Kunder och leverantörer behövde snart en leverantör med rikstäckning och Forssbergs fortsatte att växa.

**AB Forssbergs Dental** köptes av Plandent AB år 2002 och blev en del av Plandent Division. Dotterbolaget **Dental IT** startades tillsammans med Opus Systemer, Peter Oscarsson och Mike Chapman år 2008.



# DENTAL IT

Dental IT levererar intelligenta och kostnadseffektiva IT-lösningar för din klinik. Med personlig och pålitlig service hjälper vi dig att få ut det mesta av din digitala miljö, vare sig det gäller drift, support eller inköp av hårdvara.



Med lång erfarenhet av tandvårdsbranschen i allmänhet och IT-lösningar i synnerhet vet vi vad som är viktigt för dig. Produkter och tjänster som förenklar hantering, drift och utveckling av IT-miljön ger dig mer tid över till annat. Genom att låta oss ta hand om det digitala kan du fokusera på kliniskt arbete, kostnads-effektivt och intelligent!

## Datorer och tillbehör

Vi tillhandahåller datorer, skärmar, skrivare och annan IT-utrustning som du behöver på praktiken. Vi arbetar bara med kända och beprövade produkter och märken.

## För mer information hur vi kan hjälpa dig,

kontakta oss på telefonnummer  
08-546 979 81/82  
info@dental-it.se

## Service & Supportavtal

Över 90 % av alla data-relaterade problem kan vi lösa med fjärrsupport över Internet. Du slipper alltså onödiga avgifter eftersom vi oftast inte behöver besöka er på praktiken. Om det visar sig att du behöver installera ny hårdvara så kommer vi till praktiken. Den Internetbaserade support-funktionen innebär även att du kan arbeta hemifrån om du så önskar.



PLANDENT  
FORSSBERGS DENTAL  
DENTAL-IT

MEMBERS OF PLANDENT DIVISION

# FÖRENKLA DIN VARDAG MED **Opus Dental**



**Komplett** - Nordens ledande heltäckande tandvårdsprogram

**Användarvänligt** - Utvecklad under många år i nära samråd med våra användare

**Flexibelt** - Anpassat för såväl stora som små kliniker



**Kontakta oss för en demo**

För mer information om Opus Dental  
besök [www.opusdental.se](http://www.opusdental.se)  
eller ring 0704-92 26 06



**Opus Dental**

the leading Nordic practice management software



Planmecas moderna showroom och utbildningslokaler.

## Vår ägare

**Planmeca Group är en grupp företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen och består av sex divisioner: Planmeca Oy, Planmed Oy, Plandent Oy, LM-Instruments Oy, Opus Systemer AS och Triangle Furniture Systems Inc. Gruppen har totalt över 2600 anställda och omsättningen för 2014 uppskattas till 7 miljarder svenska kronor (800 MEUR). Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland.**

### **Planmeca Oy**

Moderbolaget Planmeca Oy grundades 1971. Planmeca specialiserar sig på design och tillverkning av högteknologisk dental utrustning, inklusive dentala unitar, panorama- och intraorala röntgenapparater samt ledande digital 3D-röntgenteknik och mjukvarulösningar. Bolaget är också pionjär inom utveckling och marknadsföring av hela digitala klinikkoncept som möjliggör effektiv och ergonomisk informationshantering. Planmeca Oy är världens tredje största tillverkare av dentalutrustning och världens största privatägda företag i dentalbranschen.

### **Planmed Oy**

Planmed Oy grundades 1989 och utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad röntgenutrustning och tillbehör för mammografi och ortopedisk röntgen. Företagets omfattande produktsortiment för mammografi täcker digitala och analoga mammografienheter, stereotaktisk biopsiutrustning och bröstpositioneringssystem för tidig upptäckt av bröstcancer. Inom ortopedisk 3D-röntgen på extremiteter erbjuder Planmed CT-röntgen med låg stråldos för snabbare, enklare och mer exakt diagnos.

### **Plandent Division**

Plandent Division är en fullservicekedja som förser tandvårdskliniker och laboratorier med utrustning, instrument och material. Plandent erbjuder även installations- och underhållsservice. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland, där finska Plandent Oy grundades 1972. Plandent Division finns numera i Skandinavien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Baltikum, Ryssland, Polen och Turkiet.

### **LM-Instruments Oy**

LM-Instruments Oy utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala handinstrument, ultraljudsutrustning och tillbehör. Företaget är den snabbast växande tillverkaren av handinstrument i Europa och marknadsledande i de nordiska länderna. LM-Instruments blev en del av Planmeca Group genom företagsförvärv 1999.

### **Opus Systemer AS**

Opus tillverkar mjukvarulösningar till tandläkare på den nordiska marknaden. Huvudprodukten är Opus Dental, det mest spridda tandvårdsprogrammet i de nordiska länderna, som stödjer behandlingsprocessen och arbetsflödet på kliniken. Bolaget blev en del av Planmeca Group genom företagsförvärv år 2000 och huvudkontoret är baserat i Oslo, Norge.

### **Triangle Furniture Systems Inc**

Triangle Furniture Systems Inc. är Planmecas dotterbolag sedan 2005 och baserat i Montreal, Kanada. Företaget designar skåp-system med inbyggd steriliseringsutrustning som uppfyller de strikta hygienkrav som ställs på en tandläkarklinik.

## 1, 2, 3

3D White refillborste	328
3M kompositpistol	482
12- och 30-bladiga finirborr	66

## A

AABA-Universal polerare	364
Accu-Dose spetsar	483
Accufilm	475
A-Cleaner	380
A-creme	176
Activator Universal Plus	27
Adapter DAC	544
Adapter f Luzzani	509
Adapter för sugrör	395, 396
A-D färgskala komplett	47
AdheSE	444, 448
Adhesiv för avtryck	35
Adper Easy Bond	441, 445
Adper Prompt-L-Pop	441, 444
Adper Scotchbond	441, 445
Adstringent vätska	42
Advantage tandborste	317
Affinis	20-22
Affinis blandningsspetsar	21
A-framkallare och fix	378
Afte och sår - munskölj, gel	333
Afte och sår - tops	334
Afte, tandkräm	336
Agfa film	376
AH Plus Cleaner	149
AH Plus Jet Automix	149, 150
AAH Plus Jet Spetsar	150
AH Plus Root Canal Sealer	149
AH Temp	146
Airblock	452, 458
Air-Flow handy 3.0	523
Air Flow master perio	523
Air Flow master Piezon	523
Air-Flow pulver	524
Ajax allrengöringsmedel	186
Ajax fönsterputs	187
Akrylat	34
Akrylat självh.	471
Aktiveringstång Aplicap	480
Aktiveringstång Maxicap	481
<b>Alginat</b>	<b>6-7</b>
Alginatblandare	506
Alginator blandningskopp	37
Alginator II Cadco Alginatblandare	506

Alginatspatel	39
Alginoplast	7
Allduk	188
Allrengöring	186
Alminaxvax	28
Alpinspetsar	362
Aluminiumhylsor	295
Aluminiumklorid	40, 42
Aluminiumoxidpulver	509
Aluminiumsulfat	40
Amalgamavskiljare	589
Amalgamborr	59, 61, 65
Amalgam/Guldpolerare	366
Amalgaminstrument	241
Amaris Gingiva Set	414
ANA Etsgel	436, 441
ANA NORM Aesthetics	414
Anatomisk pincett	231
Andningsskydd	184
Ansats för Hygoformic	395, 396
Ansats för Luzzani	509
Antibac dispenser	168, 510
Antibakteriell gel	315
Antibakteriell Rengöring	145, 146
ApexCal	146
Apexcavator	218
Apexit Plus	150
Apexlokalisator/Vitalitetstest	504
Apexpackare	218
Appliceringskanyler	402-405
Appliceringspistol Expasyl	41
Appliceringsspets	478
Applicerings spruta Aplicap	481
Applicerings spruta Maxicap	481
Applikationsspetsar, Kerr	429
Applikator förlängd	478
Applikator Microbrush	477
Applikatorpenna	402
Applikator Quick-Stik	478
Appli-Vac spolkanyl	404-405
Approximalcurette	213
APT-gas	252
AquaCem Glass-Ionomer Cement	448, 453
Aquasil Bite	30
Aquasil	23, 24
Arbetsstolar	553
Aroma Fine Plus	7
Arti-Fol	475
Artikulationsfolie	474
Artikulationsfoliehållare	476
Artikulationspapper	474, 475
Artikulationstillbehör	474-476
Aseptex	184
A-silikon	12-30
A-silikon för bettregistrering	29-32
A-silikon för CAD/CAM	12

A-silikon för maskin	8
Ask bettskenor	307
Ask rostfri	250, 251
Aspiject injektionsspruta	398
Aspiratorrör	392-394
Assistina 3x3	546
Assistina olja	548
Assistina rengöringsmedel	548
Astrapol polerare	367
<b>Autoklaver</b>	<b>543</b>
Autoklavfolie	197, 198
Autoklavpåse	197, 198
Autoklavtejp	199
Autoklav test	192
Autoklavtest	191, 192
Automat f desinfektion	168, 510
Automatic XR	379
Automixpolyeter	9
Auxiliary Gutta-Percha Points	157
Avbitartång	261
Avfallskopp	160
Avfallskoppar/Påsar	160, 161
Avfallskopp, hållare ServoMax	249
Avfallskopp PractiPal	247
Avfallspåse	160
Avjoniseringsfilter	396
Avspritningsservett	202
<b>Avtryck CAD CAM material</b>	<b>47-53</b>
Avtrycksdesinfektion	172
Avtrycksskedar	43-46
Avtrycksskedar rengöring	172, 190
Avtryckspistoler	37-39
Avtrycksspruta DVT	36
Avtrycksspruta Express 2	11, 20, 36
Avtrycksspruta Impregum	11, 36
Avtrycksspruta Penta	11, 36
Avtrycksstift Göransson	495
Avtrycksstift Parapost XP	494, 498
<b>Avtrycksmaterial</b>	<b>6-46</b>
Avtryck, termoplastiskt (tablettform)	470

## B

Bamse Barntandborste	318
Bamse Barntandkräm	340
Bamses tuggummi	355
Barnsug	395
Barntandborste	318, 319
Barntandkräm	335, 337, 340
Barrier Sofloop Regular	184
Baskirurgi/Implantat	260
Batteri till Demetron	516
Batteri till Demi Plus LED	515

Be-Bag avfallspåse	160	Blandningsspetsar Provicol	467	Buring kronborttagare	244
<b>Behandlingsrum</b>	<b>556-565</b>	Blandningsspetsar Reline	32	Burk rostfri m lock	250
Belöningskort LM Activator	300	Blandningsspetsar till Provicol QM	467	Busch stålborr	72
<b>Belysning</b>	<b>505-506</b>	Blandningsspetsar Virtual CADbite	31	Bågböjningsinstrument	303
Benfräsare	71	Blandningsspetsar Xantopren Comfort	26	Bägare (plastmuggar)	161
Benkyrett	275	Blandningstillbehör	476-479	Bägare rostfri	252
Bentång	273	<b>Blekmedel</b>	<b>306-307</b>	Bägare vit	161
Bettregistrering	27- 32	Blekskenor	307		
Bettregistreringspastor	29-32	Blockeringsresin	140		
Bettskeneask	307	Blue-Flame	252		
Bib-Eze	165	Bluephase hårdljuslampa	514-515		
Bifix	458, 462	Bluephase G2 ljusmätare	517		
Bifluorid	316	Bluephase ljusskyddsskärm	518		
Bildbehandlingsprogram Romexis	584-585	Blueprint Xcreme	6		
Bildplattescanner Planmeca	579	Blue Red Radar	474	CAD/CAM avtryck A-silikon	31
Bildplattescanner Vista Scan	384	Blu-Mousse	31	CAD CAM avtrycksmaterial	47-53
Bildplattor - tillbehör	384-388	Blyertspennor	360	<b>CAD/CAM Planmeca</b>	<b>566-571</b>
Biodentine	408	Bläster	508-509, 527	Calasept	148
Bio RaCe systemet	109	Blästerpulver	509, 522, 524, 530	Calasept CHX Klorhexidin 2 %	146
Biosonic ultraljudsbad	550	Blästerspetsar	508, 509	Calasept EDTA Solution	145
Biosonic vätskor	551	<b>Bomull</b>	<b>200-201</b>	Calasept irrigation LuerLock sprutor	400
BioXtra gel	351	Bomullspelletts för automat	201	Calasept irrigation needle	401, 403
Bite Wing Loops och Tabs	377	Bomullspinnar	199	Calasept kanyler Luer Lock	148
Bitindex	27	Bomullsrullar	200-201	Calasept Plus	148
Bitklots	275, 378	<b>Bonding</b>	<b>441-450</b>	Calasept Plus Flexi-tip	148
Bitskydd	387	Bord, mobilt	522	Calasept Temp	466
Bitstöd	322	<b>Borr</b>	<b>56-78</b>	Calcicur	151
Bitvax	27	Borrask rostfri	251	Calcimol LC	151
Blandningsspetsar Orbi Flow	425	Borrbad, desinfektion	173	Calibra	458
Blandningsblock f avtryck	36-37	Borrburk	76	Canal Brush	131
Blandningsblock f komposit	476	Borr, engångs	65, 75	CapMix	506
Blandningsblock Orbis	36	Borrkorg Biosonic för ultraljudsbad	551	Carbopost reamers	497
Blandningskoppar	37	Borr Parapost XP	494, 498	Caries Finder	481
Blandningsmaskiner	506, 508	Borrputsborstar	78	Carpule Free Flow	403
Blandningsspinnar	479	Borrställ	76, 77	Cart Implantmed	522
Blandningsspistoler	13, 23, 37-39	Borrställ PractiPal	246	Carvers	223, 241
Blandningsspistol Fuji Cem	455, 480	Bosco skyddsförkläde	167	Cattani sugmotorer	589
Blandningsspistol Protemp	479	Boxingvax	28	Cavifil injector	482
Blandningsplatta glas	479	Bricka rostfri	250	Cavit	460, 466
Blandningsspatel	39	Bricka steril	254	Cavity Conditioner	439
Blandningsspetsar	39-40, 151	<b>Brickor</b>	<b>249-250</b>	CCS pasta	350
Blandningsspetsar Affinis	21	Brickpapper	198, 199	Cellstoff	203
Blandningsspetsar AH Plus Jet	150	Brickpapper Orbis	198	Celltork	203
Blandningsspetsar Fuji Cem	455	Bricksystem	245	Celluidstrips	493
Blandningsspetsar Garant	11, 17	Bricktillbehör rostfria	250-252	<b>Cement</b>	<b>453-462</b>
Blandningsspetsar gula/gröna	15	Browne Bowie Dick indikator	192	Cement, dualhårdande	456-458
Blandningsspetsar Heraeus	15	Browne Helix-test för autoklav	191	Cement för rotkanaler	152
Blandningsspetsar Honigum MixStar	26	Browne Indicator STF Load Check	192	Cement, glasjonomer	453-455
Blandningsspetsar iCem	456	Browne TST Control	192	Cement, karboxylat	456
Blandningsspetsar Jet	22	Brynen (slipstenar)	207-238	Cement, komposit	457
Blandningsspetsar Jet Bite	29	Brännare	252	Cement, provisoriskt	464
Blandningsspetsar Ketac-Cem Plus	455	Brännplatta för CAD	53	Cement, resin	458-462
Blandningsspetsar MaxCem Elite	460	BT Race	108	Cementspatel	234
Blandningsspetsar NX3	457	Bubbelgum V6	356	Cement, temporärt	463-467
Blandningsspetsar Orbis	39	Bulk Fill kompositer	422-425	Cementtuber	482, 483
Blandningsspetsar Penta	10	Bullerskydd	197	Cement, universal	461, 462
				Cement, zinkfosfat	453

## C

Centrix Snap-fit	482
Centrixspetsar genomskinliga	483
Centrixspetsar svarta, grå	483
Ceramic Primer Rely X	452
Ceram X	418-419
Cerana Diamanter	97
Cerana inlägg	408
Cervikalmatriser	227, 485, 487
Cervitec	315
Charisma	413
Charisma Flow	428
ChemFil Rock	430, 433
Cidex OPA	173
Citoject	406
Cleangrip filställ	132
Cleanic putspasta	350
Clean-Stand	133
Clearfil <i>ring oss</i>	
Click-Probe fickdjupsmätare	237
Clinpro Prophy Paste	351
Clinpro Prophy pulver	519, 522
Clinpro Sealant	308
Clinpro White Varnish	315
Clip	467
Closan WC	185-186
Code-Rings	245, 249
Coe avtrycksskedar	46
Coe Comfort	34
Coe-Pak	457, 464
Coe Soft	34
Coe Tray Cleaner	190
Co-Form matrisformar	485, 488
Colgate putspasta	349
Coltosol	456, 463
Combitorque (nyckel)	526
Comproject	483
Componer Basic System kit	408
Compothixo	230-240
Comprecap Anatomic	40
Conditioner	438, 439, 443
CONTACTA	517, 519
Conta Guard hållare	406
CR Hybrid	431
CRT Bacteria kariestet	352
CRT Buffer salivtest	352
CRT paraffinbitar	352
Crystallization Add-On Liquid för CAD	53
CTT	76
Cure Shield	518
Curette	211-217, 229-230, 238-239
Cylinderampullsprutor	398

## D

D-Race	106
DAC Adaptrar	544
DAC autoklav	544
DAC filter	545
DAC förhöjt magasinställ	545
DAC NitraDem komplett	545
DAC olja	545
DAC universal	544
DAC Universal olja	545
Dammdukar	188
<b>Dandent Danylen, ring oss</b>	
Dappenbägare	252
DAX 70 handdesinfektion	168
DAX Alcogel 85	168
DAX Allroundtvål	193, 194
DAX doseringspump	169, 194
DAX handkräm	177
DAX hudsalva	176
DAX mildtvål	194
DAX mildtvål med pump	194
DAX Plus	171
DAX ytdesinfektion	171
Delton	308
Demetron Ljusmätare	517
Demi Härdjuslampa	514-516
Dentalframkallare och Dentalfix	379
Dental Pharma filar, <i>nu Orbis</i>	121
Dentalset	254-255
Dentin Conditioner	438
Dentinersättning	408
Dentinförsegling	446, 451-452
DentoCrown	470
DentoEtch etsgel	440
Dentosal Optimal	316
Dentotape Original	345
Dentotape Whitening tandtråd	344
Dentsply Aspiject Injektionsspruta	398
Desensibiliseringsvätska	452
Desensitizer	451
<b>Desinfektion</b> av ytor, instrument, avtryck, proteser	171-172, 190
Desinfektion för instrument	173
Desinfektion och rengöring av suganläggningar	174-175
Desinfektionsburk	172
Desinfektionsduk	170, 388
Desinfektionsduk f bildplattor	387
Desinfektionsmedel	167-190
Desinfektionsmedel f instrument	173

Desinfektionsmedel för sensorer	170
Desinfektionsmedel f suganläggningar	175
Desinfektionsmedel, rengöring	172, 190
Desinfektionsvätska suganläggning	174
Destruktor	406
DeTrey@Norm pink	155
<b>Diamanter</b>	<b>80-102</b>
Diamanter, engångs	95-97
Diamanter för rotplaning	102
Diamantpasta	372
Diamantpolerare	368
Diamantstrips	493
Diatech Speedster	64, 65
<b>Digitala avtryck / CAD CAM</b>	<b>47-53</b>
<b>Digitala röntgentillbehör</b>	<b>384-390</b>
Digitest II	504
Dimension Garant	17
Dimension Penta	18
Directa Kronor	293, 294
Directa Strips	494
Diskborste	187
Diskdesinfektor	546, 547
Diskdesinfektor, test	192
Diskmaskinstest	191
Diskmedel	188-189
Dispenser f desinfektion	168
Dispenser för torkduk	510
Dispenser för bomullsrullar	204
Dispo HP-44M	542
Doseringspump t DAX	169, 194
DP A-Cleaner	380
DP A-framkallare och Fix	378
DP Snabbframkallare & Fixering	379
DP röntgenkort	381
DP röntgenkort Dis 2+2	381
DP Universalframkallare/fix	378
D-RaCe Kit	106
DrMach operationsbelysning	505
Dry Tips	202
D-Tec belysning	506
DT Temporary Dressing	146
Dualhärdande Cement	456, 457, 458
Dualhärdande komposit	431
Dubbelsidig spegel	512
Dukar - damm & disk	188
Dukklämmor	260
DuoTemp	456, 463
Duraphat kanyler	402
Dura-White Arkansas	362
Durelon	456
DVT avtrycksspruta	36
Dycal	461, 468
Dynamix blandningsspetsar	13
Dytract eXtra	432
Dytract Flow	432
Dytract-Seal	308



Dürr filter, gula	396
Dürr skyddspåsar	386
Dürr sugmotorer	589

## E

E4D multiblock	47
Easy Race Kit	105
EDTA gel	146
EDTA vätska	145
Eggens	377
Eldorado Color	194
Elektroder för elkirurgi	521
Elektroder för Martin	518, 521
Elektroder GuttaCut	512
Elevatorer	261
Elipar hårdljuslampa	515, 516
Elkirurgiapparat	520, 521
Elmotor Bien Air	537
Eltandborstar	328
Eltandborstar & refillborstar	322-330
Emaljresin	439
Embrace Wetbond	308, 462
Empress	421
Empress CAD	47
EMS Piezon	522-523
EMS Piezon NoPain handstycke	523
EMS ultraljudsspetsar	524-526
Encore SuperCure	429, 431
Endoblock (övningsblock)	134
<b>Endodonti</b>	<b>104-218</b>
Endodontiborr	70
Endodonticement	152
Endodonti instrument	217-219, 242
Endodontimotorer	113, 510-512
Endodontisprutor	400-401
Endodontisond	231
Endo-Frost	152
EndoGuide	70
Endoinlägg, keramiska	408
Endokanyl Monoject	402
Endokassett	131
Endo/kirurgisug	394
EndoMax filar	125
Endo-M filställ	133
Endometer	134
Endo övningsblock	134
Endo Resto System	149
Endo Rooter FKG	510
Endosolv E	153
Endospets Multilink/MultiCore	460
Endospruta med kanyl	400
Endovinkelstycke	541
Engångsartiklar	160-167
Engångsborr	65
Engångsborr polymer	75
Engångsbricka, steril	254
Engångsdiamanter	95-97
Engångsfil	108
Engångsfil, maskinell	114
Engångshuvuden	542
Engångskanyler	402, 403, 405
Engångsmunskydd	182, 184
Engångsskalpell	280
Engångssked	43, 44
Engångsskydd till blästerspetsar	508
Engångspenslar	477
Engångspipett	479
Engångsspets för 3-funktionsspruta	509
Engångssprutor injektion	400
Engångstandborste	316
Engångsvisir	196
Enhance	367
ENT set	254
Epitex polerstrips	494
ErgoHold 3 skalpellskaft	281
Ergoplant munspärr	275
Ergoplant Raspatorium	276
Erkoflex bleach	307
Essential Floss	344
Etch-Rite	436, 440
Etch Royale	441
Ethibond Excel	284
Ethicon suturer	281
Ethisorb	274
Etsgel	440, 441
Eukalyptusolja	153
Evercare handskar	177, 180-181
everX	409
Excavatorer	218-219, 229, 241
Excite F	448
Expasyl	41
Express 2	18-20
Express Putty	18
Express spruta	11, 20, 36
Extraktionsinstrument	261-273
Extraktionstånger	269, 272
Extraoral film	376

## F

Fantomhuvuden, *ring oss*

FD 312	170
FD 322 snabbdesinfektion för ytor	170
FD 333 snabbdesinfektion för ytor	170
FD 350 desinfektionsduk	170, 388

FD 360 för stolsklädslar	171
Fender systemet	491-492
Fiberoptik glödlampa	513
Fickdjupsmätare	237, 238
Ficksond	208
Fiesta kofferdamduk	138
Fiesta kofferdamklammer	141-142
<b>Filar</b>	<b>104-131</b>
File Rite EDTA gel	146
Filhållare 120	522, 525
Film	376
Filmbetraktare/Röntgenbetraktare	512
Filmfickor	381-383
Filmhållare	376-378
Fil- och instrumenthållare	536
Filpin Classic titanstift	499
Filställ	106, 113, 131, 132, 133
Filställ BioRace	109
Filställ/endokassett	131
Filställ K1M	132
Filställ NiTi-Tee	113
Filställ PractiPal	246
Filställ ProTaper Universal	117
Filtek Bulk Fill Flow	424
Filtek P60	428, 430
Filtek Supreme XTE Flow	430
Filtek Z-250	415
Filtek Z500 kapslar	422
Filter	396
Filter DAC	545
Filter Dürr	396
Filter för automatisk separertank	396
Filter - kaffe	162
Filter NitraDem	396
Filtex Supreme XTE	415-416
Fingerskydd	322
Finger Spreader	136
Fingo teststav	542
Finirborr	66-67
Finishing	227, 228
Finishing, LM Cello	227
Finishingsskyretter	215, 229, 230
Finishingstrips	373, 494
FIS putsdiamanter	100
Fissurborr	61, 70, 73
Fissurförsegling	307, 308
Fissurotomy	70
Fit Checker	30
Fit Test C & B	40
FixaFloss	141
Fixering	378, 379
Fixeringsringar	13
Fix för alginat	35
Flaps	377
Flexi Dam non latex	138
Flexi-Glide	404, 405

# INNEHÅLL A-Ö

Flexitime Bite	30
Flexitime silikoner	12-13
Flexplorer	207
Floss Action refillborste	328
Flow Instrument IO	222
Fluorgel	312, 316
<b>Fluor &amp; klorhexidinpreparat</b>	<b>310-316</b>
Fluorkoncentrat	312
Fluorlack	312, 315
Fluorlack/varnish	316
Fluor Protector fluorlack	312
Fluorskölj	310-311
Fluortandkräm	336
Fluortuggummi	354
Fluorvätesyragel	441
Flux fluorsköljning	310-311
Flux Klorhexidin	311
Flux tandkräm Cool Mint	334
Flux tuggummi	354
Flytande komposit	422, 425-430
Fläck- & rengöringsmedel	190, 191
Foamkudde PractiPal	248
Foliehållare	476
Foliepincett	475
Foliesvetsar	547, 548
Folktandkräm	335
Formkondenserare	223
Fosfatcement	448, 453
Fosforsyrage	440, 441
Fotospeglar	511, 512, 513
Fracfinder	244
Framkallare och Fixering	378-380
Framtandsinstrument	223
Frasaco kronformar	290-291
Frasaco modeller	296
Freegenol	458, 464
Free Style RaCe Endoställ	106
Fryspåsar	161
Fräsare Meisinger	74
Fuji I	454
Fuji II	433
Fuji Cem 2	454
Fuji Cem Blandningspistol	455, 480
Fuji Cem blandningsspetsar	449, 455
Fuji Coat LC	439
Fuji Dentin Conditioner	438
Fuji II LC Improved	434
Fuji IX GP Extra	434
Fuji Lining LC	433
Fuji Plus	454
Fuji Triage White kapslar	307
Fuji varnish	439
Fuktgel	352
Fuktgivande f munnen	351
Fuktskydd	439
Furkationsfil	213, 214

Furkationsinstrument	213-217
Furkationssond	208
Futurabond DC	445, 450
Futurabond U	450
Färgläggningkort	302, 303
Färgmärkor för LM instrument/kassett	228
Färgskala Ivoclar A-D	47
Fönsterputs	187
Förgyllda förankringsstift Surtex	496, 501
Förkläden i plast	167
Förkonturerade matrisband	485, 487
Förlängningstip Multilink/MultiCore	460
Förlängningstippar Orbis	39
Förpulerare	366
Förseglingmaterial för rotkanal	150
Förslutningstejp	199
Förstärkta glasfiberstift	496
Förvaring - LM ServoMax systemet	248-249
Förvaring - mellanrumsborstar	333
Förvaring - PraktiPal systemet	245-248
Förvaringsbox för bildplattor	387

## G

G-aenial	410
G-aenial Anterior	409
G-aenial Bond	444
G Aenial Flo	426
G-aenial Posterior	410
G Aenial Universal Flo	426
Gammex operationshandske	259
Garant spetsar	11, 17
Gas	252
Gasväv	203
Gates 8	135
Gates Ultra-short	134
G-Bond	440, 444
GC G-Bond	444
G Coat Plus Starter Kit	435, 439
GC Reline	32
GC Reline Extra Soft	34
GC Reline Soft	32
GC Tissue Conditioner Introkit	34
Gelatamp	274
Gel-Cord	40
Gingi retraktionstråd	42
Gingivalretraktorer	226
Gips	43
Gipsblandare	506
Gipskopp	37
Glasbägare till ultraljudsbad	550
Glaseringspray för IPS e.max CAD.	53
Glasfiberstift	495-496

## Glasjonomer cement för fastsättning 453-455

Glasjonomer för fyllnadsterapi	433-438
Glasjonomertillbehör	438-440
Glasjonomerverktyg	480-481
Glaskulor	509
Glasplatta för cement	479
Glassix	496
Gluma Desensitizer	451
Glyceringel (syreblockerare)	458
Glyde File Prep	146
Glödlampor	513
Golvrengöring	186
Göransson stift	495
Gradia Direct	412
Grandio	416, 430
Greater Taper	155
Great White Gold	64-65
Great White Ultra	59
Great White Z	98
Green & Clean	174
Green & Clean WK	176
Green-Line diamanter	94
Grovrent	186
Grumme allduk	188
Grumme såpa	187
Grundfärg för IPS e.max CAD	52
Guldstift	501
GUM Access Floss	345
GUM Classic Butler	317
GUM Gengigel	333
GUM Implant + Floss implantattråd	345
Gummipolerare	362-364
Gummipolerare Orbis	362
Gummiring till ultraljudsbad	550
GUM Original White	341
GUM Ortodontisk tandborste	320
GUM Paroex	341
GUM PerioBalance	356
GUM Protestandborste	320
GUM Soft-Picks	346-347
GUM tandborstar	317-320
GuttaCut	512
GuttaFlow 2	153
Gutta-Percha Points	156, 157
Guttaperka, flytande	153
Guttaperkaspetsar	153-158
Guttasolv	153

## H

Hager & Meisinger putsdiamanter	100-102
Hake	210
Haklapp papper/plast	165

Hammare/klubba	273
Handdesinfektion, rengöring	167-169
Handduk, papper	163
<b>Handinstrument</b>	<b>206-244</b>
Hand- & Hudkräm	176, 177
<b>Handskar</b>	<b>177-182</b>
Handskar Orbis	178
Handskhållare	182
Handstycke Piezon	523
Handstycke ProPower	528
Handtag för USP injektor UltraSafetyPlus	400
Handtvål	193
<b>Hand- &amp; Vinkelstycken</b>	<b>540-542</b>
Harvardcement	453
Have Adapt Luciwedge	483, 485
Have Adapt SuperCap Stålmatrix	493
Have Celluidstrips	493
Have Cleanic	350
Have light-curette Orofacial	275
Have Stop Strips	493
Have SuperMat systemet	492-494
Have Titanmatrix	486
Have Tofflemire matriser	486
Have träkil	484
Hedström Readysteel	124
Hedströmsfilar	122, 123
Hedströmsfilar FKG	123
Hedströmsfilar LM	124
Hedströmsfilar Maillefer	124
Hedströmsfilar Orbis	118, 122
Hedströmsfilar Sendoline	123
Heliobond	443, 448
Heliomolar kompositinstrument	239
Heliomolar RO	413
HelioSeal Clear	307
Hemostasyl	40
Hemostatikum	274
Herculite XRV	414
Hetdesinfektor	547
H-fil	123
HiFil Supreme	418
High Cut diamanter	94
Honigum Automix CD	25
Honigum	25-26
Horico stålstrips	373, 494
Hudsalva	176
Hushållspapper	166
Hybridkomposit	418
Hydrokolloidmaterial/spruta/kanyler	8
HyFlex filar	117
Hygenic non latex kofferdam	138
<b>Hygien</b>	<b>160-204</b>
Hygienistsicklar	210-213
Hygienpåsar för bildplattor	386
Hygienskydd SmartLite	514
Hygoformic	394-395

Hygojet	394
Hygopac foliesvets	547
Hygosurge	394
Hygotip	394
Hygovac	393
Hygowipe Plus dispenser	164, 510
Hålduk	254- 255
Hållare för bildplattor	384
Hållare för fotospegel	511, 513
Hållare för glasbägare Biosonic	550
Hållare för handskar	182
Hållare för inlägg	478
Härdgips Moldano	43
<b>Hårdmetallborr</b>	<b>56-71</b>
Härdljuslampor & tillbehör	514-519
Härdljusskydd	518
Härningskoner	408
Hävlar & Luxatorer	264, 266-269
Höggjanspolarare	366
Hörselskydd	197

iBond	446-447
iCem Self Adhesive	456
Identitet Plus bildplatta	384
Identiflex polerare	364, 366-368
Illuminé blekningsgel	306
Image alginat	7
Implantatborste	321
Implantatinstrument	225, 275
Implantat set	260
Implantatsickel	226
Implantatsked	46
Implantatspets PI	526
Implantat, tandtråd	345
Implantmed cart	522
Implantmed kirurgiutrustning	521
Impregum avtrycksspruta	11, 36
Impregum F	9
Impregum Garant	9
Impregum Penta 3	8-9
Imprint 4 Penta	16-17
Imprint Bite	31
Imprint II Garant	20
Imskyddsmedel	234
Indikator Bowie&Dick steripack	192
Indikator SteriGage	192
Indikeringsfärg	348
Infärgningsrondell	348
<b>Injektionskanyler</b>	<b>402</b>
Injektionssprutor	398
Inlägg glaskeramik	408

Inprovningsgel	457
Inprovningspasta för cement	457
Insats f bricka	250
<b>Instrument</b>	<b>206-268</b>
Instrumentbordslakan	254
Instrumentbrickor	245-250
Instrument bricka "Lidköping"	249
Instrumentburk med lock	250
Instrumentbygel PractiPal	246
Instrumenthållare t kassett	260
Instrumentkassett, Hufriedy	260
Instrumentkassett, LM	228
Instrument, kirurgi	260-281
Instrumentkorg	550
Instrument Ortodonti	303
Instrument rengöring	173
Interapproximala kyretter	213
Interdentalborstar	330-333
Interdentalborste Orbis	330
Interdentalgel	314
Interdentalsticka	346
Intraorala spetsar	15
Intraorala spetsar Garant	11, 17
Intraorala spetsar Heraeus	15
Intraorala spetsar Jet	22
Intraorala spetsar Orbis	39-40
Intraoral Film	376
Ionofil Molar AC	434, 438
IperBond	441
IPS Ceramic Kit Etching Gel	50
IPS e.max CAD Crystallization artiklar	52-53
<b>IPS e.max CAD för E4D</b>	<b>50-53</b>
IPS e.max Impulse	52
IPS e.max Press/CAD färgskala HT	52
IPS e.max Press/CAD färgskala LT	52
<b>IPS Empress CAD för E4D</b>	<b>47-50</b>
IPS Empress Direct Cavifil	420, 421
IPS Empress Direct Color	420
IPS Empress Direct Flow	428
IPS färgskala	420
iRace Endo Stand	110
<b>iRace/iRaCe Plus</b>	<b>110</b>
IRM	463
Isolering/Kavitetstvätt	468
Isoleringsinstrument	219-220
Isopropanollösning	171
Ivoclean	450
Iwanson mätinstrument	243

## J

Jazz Supreme kompositpolerare	366
Jet finirer, guld	67-68

# INNEHÅLL A-Ö

Jet Bite	29-30
Jet blandningsspetsar	22
Jet Blue Bite	30
Jet hårdmetallborr	56-59
Jet intraorala spetsar	22
Jumbo Etch-Rite	436, 440
Jumbo ets	440
Järnsulfatgel	43

## K

Kaffe	162
Kaffefilter	162
Kalciumhydroxid	146, 148, 150
Kalciumhydroxidpasta	146, 148, 151
Kalkborttagningsmedel för toalett	185
Kameraskydd	390
Kameror, intraorala	519-520
Kanalfinnare	137
<b>Kanyler</b>	<b>148, 402-405</b>
Kanyler till Gluma Desenzitizer	451
Kanyler t Scotchbond	445
Kanylhantering/skydd	406
Kanylhylshållare	406
Kapselblandare	506
Karaktäriseringsmaterial	420
Karbamidperoxid	306
Karborundumspetsar	369
Karboxylatcement	456
Kariesindikator	481
Kariestest	352
Kassetter för bildplattor	386
Kassett f luxationsinstrument	266
Kassett för bildplatta	386
Kavitetsvätt	440
Kavo kanyl	550
KaVo LIFEtime	549
KaVo Multiflex glödlampa	513
KaVo olja	549
Kavo SONICflex spetsar	527
KaVo Spray	549
Kemikalier röntgen	378-380
Kemiskt härdande komposit	431
Keramik/Porslinspolerare	368
Keramiska inlägg	408
Kerr Amalgamborr	61
Kerr Beaver Jet borr	67-68
Kerr Fissurborr	61
Kerr härdljuslampor	515
Kerr-stänger	29
Ketac-Bond	435
Ketac-Bond Aplicap	432, 435
Ketac-Cem	455

Ketac Conditioner	435, 440
Ketac-Fil	434
Ketac Glaze	439
Ketac-Molar	435
Ketac Silver	432, 435
K-filar	118-127
K-filar FKG	126
K-filar LM	119, 125
K-filar Maillefer	126, 127
K-filar Orbis	125
K-filar Orbis NiTi	118
K-filar Sendoline	120, 127-134
K-flexreamer Readysteel	130
Kilar, plast	491
Kilar, trä	484
Kimera sensorhållare	388
Kirurgi	254-284
Kirurgiborr Trepine	71
Kirurgihandstycke	541
Kirurgi instrument	269-281
Kirurgi retraktor	277
Kirurgiska borrar	71
Kirurgiskt munskydd	183
Kirurgisugar	258-259
Kirurgiutrustning	520, 521, 522
Kirurgivinkelstycke	541
Kiselkarbidspetsar	369
Klinidrape operationsset	254
Klinidrape munskydd	184
Klopincetter	231-232
Klorhexidin	146, 315
Klorhexidin, munskölj	314
Klorhexidin tandkräm	314, 341
Klorin	187
Kodak Readymatic	380
Kodex borr	499
Kodknapp för LM kassett	228
Kodringar LM	228
<b>Kofferdam</b>	<b>137-142</b>
Kofferdamhållare	140
Kofferdamhåltång	242-243
Kofferdamklammer	141-142
Kofferdamklammertång	243
Kofferdam ligatur	141
Kofferdam Orbis	137
Kofferdamsax	237
Kofferdamtänger	242-243
Kofferdam tråd	141
Koksaltlösning	204
Kolfiberstift	497
Kolor Plus	430, 432
Kombinyckel	524, 526
Kompomermaterial	432
<b>Komposit</b>	<b>409-432</b>
Kompositcement	456-460
Komposit, flytande	429

Komposit för pelaruppbyggnad	431
Komposit för provisorier	471
Kompositinstrument	221-225, 239-241
Kompositinstrument vibrerande	239-240
Komposit, kemiskt härdande	431
Komposit, kondenserbar	430
Komposit nanohybrid	420
Komposit Orbis	418, 425
<b>Kompositpistol</b>	<b>482-483</b>
Kompositpolerare	366, 367
Kompositspetsar	483-488
Kompositspetsar Compothixo	240
Kompositspurtor & Spetsar	482-483
Komposit stift	495-499
Komposit (tandköttsfärgad)	414
<b>Kompresser</b>	<b>203, 274</b>
Kompressionshåttor	40
Kompressorer, <i>se sugsystem</i>	588-589
Kondenserbar komposit	430
Konkavitetsfil	213
Konkavitetsshakar	210
Kontaktskapare	227
Kontrollsilikon	30, 40
Kool-Dam	140
Kopp rostfri	251
K-reamer	130-131
Kristalliseringspinnar till CAD	53
Krokodilklämmor	165-166
Kromopan 100	6
Kronborttagare	243-244
Kron & Bro instrument	243-244
Kronformar	290-291
Kronhållare	243
Kron och bromaterial, temporärt	470
<b>Kronor</b>	<b>290-295</b>
Kronsax	236
K-silikon	26, 27
Kulstoppare	239
Kuraray <i>ring oss</i>	
Kwik-Bite röntgenfilmhållare	376
Kylspray	152
Kyretter	211-212, 230, 274-275

## L

Lack ljushärdande	451
Lakan f operationsbord	255
Langer	212
<b>Latexhandskar</b>	<b>177-178</b>
LED lampor	514-515
LED Radiometer	515, 517
<b>Leksaker</b>	<b>358-360</b>
Lentulonål	135

Lidköpingsbrickan	249	LM ProPower SubKit	530	Matrishållare	485
Life	461, 468	LM ProPower UltraLED	524, 527	Matrishållare Kerr	487
LIFETIME Spray	549	LM ProPower UltraLED handstycke	528	Matrisstrips	494
Ligaturadapter	303	LM Rondo slipmaskin	542	Matrisssystem	484-493
Ligatur kofferdam	141	LM RootOut S1	266	Max stift	498
Ligaturplacerare	303	LM Root Tip Pick	266	MaxCem Elite	455, 460
Ligatursax	279	LM-Servokassetter	228	Medel mot sår och blåsor	333, 334
Light Tip	519	LM Sodium B blästerpulver	530	Medena sugmunstycke	259
<b>Like nitrilhandske</b>	<b>178</b>	LM Ultraljudspetsar	531-537	Medicinbägare	251
Lindbloms tennhylsor	295	LubeCube skumplastkudde	479	Medikamentkopp	251
Lindemanns benfräsare	71	Lucas kyrett	275, 278	Medikamentskål	251
Liner	468	Luciwedge ljuskilar	484	Medizym	189
Liner, glasjonomer	436	Luer Lock kanyl för Calasept	148	Meisinger fräsare	74
Liner, underfyllning	433	Luftpolerare	527	Meisinger preparationsborr	61-63
Liquid Strip	453, 458	Luft Scaler spetsar	527	Meisinger stålborr	72-73
LISA 517 Auto autoklav	543	Luppar, <i>ring oss</i>		Meisinger stålborr Finirer	73-74
LisaSeal 2 foliesvets	548	Luscent glasfiberstift	495-496	Meisinger stålborr Fräsare	74-78
Ljuskilsystem Luciwedge	484	Luscent reamers	496	Melag autoklaver	543
Ljusledande, förstärkta kompositstift	497	LuxaBite	30	Melaseal 100	547
Ljusledare härdljuslampor	517	LuxaCore Dual	429, 431	Melitta filter	162
Ljusledarspets	519	LuxaFlow Star	426	Mellanrumsborstar	330-333
Ljusbmätare	517	Luxaform	462, 470	Meriam pincetter	232
Ljusskydd	516, 518	Luxatemp Automix Plus	462, 470	Mersiline	284
Ljusskyddsskärm	518	Luxatemp Fluorescence	462, 470	Mesoft kompress	203
LM Activator	298-303	Luxatemp Glaze & Bond	438	Metallmatriser	487
LM Activator belöningskort	300-302	Luxationshävel	268	Metallstrips	373, 494
LM Activator patientinstruktion	299	Luxationsinstrument	266	Microbrush	477-478
LM Arte instrument	221-222	Luxationsset	268	Microetcher II	508
LM-Cello	227	Luxator	267	MicroEtcher pulver	509
LM-Cello strips	228	Luxator enl. Dr Bo Ericsson	268	Micro Hybrid komposit	412
LM Cervikalmatriser	227	Luxator Forte	267	Miele diskdesinfektor	546-547
LM-EndoMax filar	119, 124-125	Luxator LX	267	Mikromotorer	538-539
LM-EndoMax Reamers	129	Luxator RootPicker	266	Mikro raspatorium 7", Ergoplant	276
LM Ergo Access	209-210	Luxivator	268	Mikrosickel	209, 224, 231
LM ErgoGrip	531	Luzzani adapter	509	Mikrosickel Orbis	230
LM ErgoMix	224-225	Luzzani blästerspets	508, 509	Minibricka PractiPal	246
LM Glycine neutral pulver	530	Låsringar till LM Ergo-Mix	225	Minibricka rostfri	250
LM Handstycke ProPower Ultra	528			Minidentoflex	367
LM hävel	264			Minidentoflex Mandrell	371
<b>LM Instrument</b>	<b>206-229</b>			Mini-Endo-Block	133
LM Kontaktskapare	227			Mini Gracey 1/2	224
LM LiftOut & TwistOut kasset	266			Mini Gracey 11/12	225, 229
LM Calcium pulver	530			Mini Gracey 13/14	225, 229
LM Luxation/hävel SlimLift	264			Minisickel	209, 231
LM Luxator/Hävel TwistOut	264			Minisickel Orbis	230
LM Luxator LiftOut	266			Mini-Tork	163
LM Luxator slipsten	266			Mira-2-Ton Tablets	348
LM MultiLever	226			Mira-Clip servethållare	165
LM-Multiseptor	395			Mirahold	244
LM-OrthoSizer	299			Miramatic Holder	405, 406
LM PowerHand spets	534			Mirasuc View	392
LM Power-Line hylsa	531			Miratoi leksaker	360
LM ProPower	528			Miratray Implant avtryckssked	46
LM ProPower AirLED	524, 527			Mirrorspray	234
LM ProPower Combi LED	528			Mjukmedel för skinn, vinyl	171
LM ProPower Sterilkit	525, 528			Mjukrebasering	34

## M

M2	174
Makro Gracey kyretter	216-217
Malinsyra	443
Mandreller f trissor och polerare	370-372
Markörer och stoppringar	136
Martin elektroder	521
Martin MD 62 elkirurgiapparat	521
Maskindiskmedel	189
<b>Maskinella filsystem</b>	<b>104-117</b>
Maskinrengöring	380-383
<b>Matrisband</b>	<b>485-487</b>
Matrisfixering	492
Matrisformar	488

# INNEHÅLL A-Ö

Modelleringsinstrument	222
Modelltänder, <i>ring oss</i>	
Modellvax Orbis	27
Modellvax Tenax	28
Monoject endodontispruta	400
Moldano	43
Momentnycklar LM	531
Monobond Plus	452
Monocryl	284
Monoject endokanyl	402
Monteringskort film	382, 383
Moore's mandrell	371
Moore's trissor	370
Moorplastic	370
Morse sond	231
Motorer/Mikromotorer	537-538
MTA bärare	152
MTA cement	152
M-Tork	163
Muggar	161
MultiBlock PractiPal	247
Multiblock till E4D	47
Multi-Cal kalciumhydroxid	148
Multifix munskydd	184-185
Multiflexkanyl Kavo	550
Multiguard munskydd	185
Multiholder systemet	226-227
Multikoppar PractiPal	247
Multilink Automix	459-460
Multilink Hybrid	456
Multilink/MultiCore endospets	460
MultiSil Soft silikonborr	302
Munfuktgel	351
Munhygien	316-348
<b>Munskydd</b>	<b>182-185</b>
Munskydd Orbis	182
Munspärr	244, 275
Munspiegelskaft	233
Munspeglar	233-234
Muntops/Bomullspinnar	199
Muntork	203
<b>Munvatten/munskölj</b>	<b>310-312</b>
Munvinkelhållare	244
Märkning	245
Mätinstrument	134, 243
Mätsticka	133, 134

## N

Naber sond	208
Nackkuddar	542
Nackskyddsöverdrag	164
Nackstödsöverdrag	164

NaF fluorskölj	312
Nanohybridkompositer	418-422
Neodisher	189
Nervextraktor Spiro Colorinox	131
Nescafé Lyx	162
Neutral Color tvättmedel	195
Neutral handdiskmedel	188
Neutral maskindiskpulver	189
Neutral Skölj mjuk	195
Neutral Total tvättmedel	195
Neutrogena NF handkräm	177
<b>Nickeltitanfilar</b>	<b>104, 118</b>
Nickeltitan filar för maskin	117
Nickeltitan filar, manuell rensning	119
Nickeltitan filar, maskinella	109
Nickeltitanfilar, maskinella	104-117
Nickeltitanfilar sterila	116
Nickeltitanfil, maskinell	110
Nickeltitanfil Sendoline	113
NiTi-filar Sendoline	120
Nitiflex filar LM	119
Nitiflex filar Maillefer	119
Nitiflex filar Orbis	118
Nitiflexfilar Orbis	118
Nitiflex K-fil	119
NiTi-Tee Engine	113
NitraDem filter	396
<b>Nitrilhandskar</b>	<b>178-180</b>
Nobetec	466
North Bel prep diamanter	81-92
North Bel putsdiamanter	98-100
NRC non-rinse conditioner	443
Nupro Sensodyne	349
NX3 Nexus	457
NX3 Nexus Try-In gel	452, 457
Nyckel	531
Nyströms carver	223
Nyströms matriser	485
Nålförare	278-279

## O

O-Bite	30
Occlubrush	372
Ocklusalt bitskydd	387
Olja 400	549
Olja DAC	545
Olja F1 400	549
Olja LIFEtime	549
Olja ROTA Spray 2	548, 549
Oljepenna	244
Omfältsbelysning	505, 506, 508
One Coat Bond 7.0	438, 442

Operationsbelysning	505
Operationsbelysning, glödlampor	513
Operationsdukar	255
Operationshandskar, sterila	259-261
Operationslakan	254-255
Operationsmössor	257-258
Operationsmunskydd	183-185
Operationsrockar	255-256
Operationsstol	564
Operationsset	254-255
Operationstejp Barrier	257
Operatörsstolar	553
OptiBond	449
Opticlean	75
Optilux glödlampa	513
Optosil	26
OptraContact instrument	240
OptraDam	138
OptraFine	368
OptraGate	244
OptraPol	367
OptraSculpt instrument	240
OptraSculpt Pad assortment	241
OptraSculpt spetsar	240
Optra systemet	240-241
Oral-B tandborstar	316, 318
Oral-B tandkräm	338
Oral-B TriZone	329
Oral Health Examination Kit	254
Oralmedic	334
Oraqix	402

### ORBIS SORTIMENT:

Orbi-Bond AF	441
Orbi Flow blandningsspetsar	425
Orbi Flow sprutor	425
Orbi-HiFil komposit	409
Orbi-HiFil Supreme	418
Orbi-Temp K&B	470
<i>Orbi White blekning, ring kundtjänst</i>	
Orbis Adhesiv	35
Orbis Alginat Plus	6
Orbis ask för bettskenor	307
Orbis autoklavpåse	197
Orbis avtryckssked	43
Orbis barntandborstar	318
Orbis bitskydd	387
Orbis blandningsblock	36, 37, 476
Orbis Blandningspistol 1:1/2:1	37
Orbis blandningsspets	39
Orbis blå aspiratorrör	393
Orbis blå salivrör	392
Orbis bomullspelletts	201
Orbis Bomullsrullar	200
Orbis borrhur	76
Orbis brickpapper	198
Orbis celluidstrips	493

Orbis dentalservetter	164	Orbis Readiwipes Plus	202	Paper Points Maillefer	144
Orbis desinfektionsmedel för sugsystem	174	Orbis Reamers	128	Papillelevator, Ergoplant	261
Orbis desinfektionsvätska	174	Orbis rengörings/polerborstar	372	Papper-plast sterilpåse	197
Orbis diamantrips	493	Orbis Rotary File	112, 113	<b>Papper &amp; Servetter</b>	<b>163-166</b>
Orbis engångskanyl	403	Orbis Saliva Control	202	Pappershandduk	163
Orbis excavator	229	Orbis salivrör	392, 393	Pappersmellanlägg till sked	44
Orbis finisheringskyretter	229, 230	Orbis Sensorpåse	390	Pappersmuggar	161
Orbis färgkodade pappersspetsar	143	Orbis skyddspåse för bildplattor	386	Pappersrullar Hygowipe Plus	164
Orbis förkonturerade matrisband	485	Orbis snabbframkallare	379	Pappersrulledispenser	164
Orbis förlängningstippar	39	Orbis specialkyretter	230	Pappersrulle till Hygowipe Plus	164
Orbis Graceykyrett	229	Orbis stålborr	72	Pappersspetsar	142-145
Orbis gummipolerare	362	Orbis Sure File	121	ParaCore	429, 431
Orbis guttaperkaspetsar	153, 154	Orbis Sure Flex NiTi	118	Paraffinbitar	352
Orbis handdesinfektion	167	Orbis Syntette	230	ParaPost Cement	459
Orbis handtvål	193	Orbis tandborstar	316-318	ParaPost Fiber Lux	495
Orbis handskar	178	Orbis tandstickor	346	ParaPost Fiber White	492, 495
Orbis Hedströmsfilar	118, 122	Orbis tandtråd	342	ParaPost Systemet	497-498
Orbis härdljusskydd	518	Orbis tandtrådsbygel m skyddhylsa	342	Parapulpa stift	498, 499
Orbis injektionskanylar	402	Orbis Tofflemire matrisband	485	Parmax diaman	93
Orbis instrument	229-230	Orbis torkduk	202	Paro-Bite	377
Orbis Interdentalborste	330	Orbis träkil	484	Paroex munskölj	314
Orbis intraorala spetsar	39-40	Orbis Tray Cleaner	172, 190	Paroex tandkräm	314
Orbis K-fil	118, 125	Orbis tunna matrisband	486	Paroject	402
Orbis kofferdam	137	Orbis universalframkallare/fix	378	Parotimat dispenser	204
Orbis komposit	409, 418, 425	Orbis Universal skyddspåse	390, 519	Parotisblockerare	202
Orbis kompress	203	Orbis vacumrör	393	Parotisrullar	201
Orbis kyretter	230	Orbis vinylhandske	181	Pastaspiraler	135
Orbis Latex handske	177-178	Orbis ytdesinfektion	170	Pathfile steril	117
Orbis matrisband	486	Orbis Zekrya borr	70	Pathfinder CS	137
Orbis matrishållare Tofflemire	485	O-ring Roto-Quick	540	Patientmaterial LMAActivator	299
Orbis mellanrumsborste	330	Oro Cup	175	Patientspeglar	537
Orbis Microbrush	477	Orotol Plus	175	Peanger	275-276
Orbis Micro-Thin	486	Orotol Plus suganläggningar desinfektion	175	Peelvue+ sterilpåse	198
Orbis mikrosickel	230	Ortho Kit	330	Pelarpuppbyggnadsmaterial	431-432, 438
Orbis Mini Gracey	229	Orthoprint	7	Pele Tim pellets	202
Orbis minisickel	230	<b>Ortodonti</b>	<b>298-303</b>	Pellets	201, 202
Orbis modellvax	27	Ortodontiborr	71, 302	Pelletsask	251
Orbis MTA-B cement	152	Ortodontiborr MultSil Soft	302	Penselskaft	476
Orbis munskydd	182	Ortodontiinstrument	303	Penslar	476, 477
Orbis munspeglar	233	Ortodontisk tandborste	320	Penta avtrycksspruta	11, 36
Orbis nackstödsöverdrag	164	Ortodontivax	28	Penta blandningsspetsar	10
Orbis NiTi-flex filar	118	Överskottssickel, mini	223	Pentamix blandningsmaskiner	508
<b>Orbis Nitril handskar</b>	<b>178</b>	Överskottssickel	223	PerFect TCS elektroder	520
Orbis orbibite	29	Övningsblock f endo	134	PerFect TCS II elkirurgiapparat	520
Orbis pappersspetsar	142			Perforerad metallsked	44
Orbis pellets skumplast	202			Periferivax	28
Orbis penselskaft	476			Perio	534, 535
Orbis penslar	476-477			Perio+ gel	314
Orbis Pharmalgat	6			Periomat Intra Framkallare & fix	379
Orbis plastbägare	161			Perio-Probe fickdjupsmätare	237
Orbis polertrissa	369			Periospets LM	534
Orbis preparationsdianter	80, 93-94	Packare-Modellerare	222	Periotom	267
Orbis profy cups	362	Packningsinstrument	243	Permadyne	10
Orbis profylax/putspasta	349	Palodent systemet	490-491	PermaLock	45
Orbis protestandborste	320	Panasonic introoral kamera	519	Permanent rebaseringsmaterial	32-33
Orbis Rainbow sugrör	393	Panavia ring oss		Perry pincett	232
		Panoramafil	376		

## P

# INNEHÅLL A-Ö

Petite engångshuvuden	542
Pharmalgat	6
Philips eltandborstar	322
Photac-Fil	435
Pic-N-Stick	478
Piezon Universal handstycke	521, 523
PI implantatspets	526
Pillertork	203
Pincetter	231, 232, 233, 242
Pincett f mjukvävnad	276
Pincett Palodent Plus	490
Pipen pipett	479
Pipettspets	404
Pistol för glasjonomer	480
Plackers	342
Plackers Grip	343
Plackers kids	343
Plackers Kids	343
Plackers tandtråd	342
Plackers Twin	343
Plackinfärgning	349
Placktabletter	348
Placktest	349
Plac-o-Tect	349
Planfilmhållare	377
Planinstrument	223, 237
<b>PLANMECA SORTIMENT:</b>	
Planmeca SingLED operationsbelysning	505
Planmeca arbetsstolar	553
Planmeca Sovereign	556-557
Planmeca Sovereign Classic	558-559
Planmeca Compact i Touch	560-561
Planmeca Compact i Classic	562-563
Planmeca Chair operationsstol	564-565
Planmeca PlanScan /CAD CAM	566-571
Planmeca ProMax 2D	572-573
Planmeca ProOne 2D	574-575
Planmeca ProX intraoral röntgen	576-577
Planmeca ProSensor	578
Planmeca ProScanner	579
Planmeca ProMax 3D röntgen	580-583
Planmeca Romexis bildbehandling	584-585
Planmeca iRomexis/Romexis Cloud	586-587
Planosil	176
Plastbägare	161
Plastförkläde	167
Plastkil	484, 491
Plastkorg ultraljudsbad	551
Plastkyretter	275
Plastmatriser, förkonturerade	487
Plaststift	495
Plaststrips	494
Plasttip	404
Plattänger	273
Plattork	203
Plexiglasribba	76
Plockmatta för bildplattor	387
Pointsask PractiPal	247
Pointspincett	242
Polerborstar	372
Polerhjul	362
Polerpasta	372
Poler-/rengöringsborstar	372
Polertrissor	370
Polyeteradhesiv	35
Polyetergummi	8-11
Pop-on Mandreller	372
Porslinsets	441
Porslinspolerare	368
Position Penta	15
Position Tray	44
Posteriora kompositer	425
Poyetergummi	9
PractiPal	245-248
PreBent Tips	404, 405
Precision Clean	328
Prefabricerade kompositfasader	408
Prefect	186
Preparation	229
<b>Preparationsdiamanter</b>	<b>80-97</b>
PRE-RaCe filar	105
President	22-23
President avtryckssked	44
Prevision Cem	464
Prime & Bond NT	443
Primer, 3M	445
Prisma Gloss	372
Probett	334
ProCare Protein Check	191
ProColor	173
Pro-Cup	364
Pro-Emalj	339
ProFile systemet	114
Profin spetsar	373
Profluorid Varnish	316
<b>Profylax</b>	<b>306-360</b>
Profylaxengångshuvuden	542
Profylaxpasta	349-351
Profylaxpolerare	364
Profylaxunderdel	542
Prolene sutur	284
ProPex Apexlokalisator	504
Prophy cups	362-364
ProRoot MTA	152
ProTaper Next filar	116
ProTaper Next guttaperkaspetsar	157
ProTaper Next papperspetsar	145
ProTaper revisionsfil	117
ProTaper Universal	116-117
ProTaper Universal pappersspetsar	145
Protemp 4 Automix	471
Protemp Crown	294
Protemp II	471
Proteandborstar	321
Proteandborste	320
Protetisk sond	207
Provicol QM	460, 467
Provil Novo	14-15
Provisoriska kron o bromaterial	470-472
Proxident bitstöd	322
Proxident munfuktsgel	351
Proxident Munspray	314
Proxident Superbrush	320
Proxident tandstickor	346
Pulpatestare	504
Pulver till Air-Flow	524
Pulver till MicroEtcher II	508, 509
Pump till DAX	169, 194
Punsare	220-221
Putsdiamanter	98-102
Putshjul	362
Putskopp Young	363
Puts- och profylaxpasta	349
Putspasta Klint	351
Putspasta Orbis	349
Putspastor	349-351
<b>Puts &amp; Polering</b>	<b>362-373</b>
Puts- & polerstrips	494
Putspulver Air-Flow	524
Putstrips	373, 494
Putsvinkelstycke	542
<b>Q</b>	
QuickBond	442
Quick-Stat FS Bulk	43
Quick-Stick	478
QuiXfil	425
<b>R</b>	
<b>RaCe filar</b>	<b>104-106</b>
Radiometer	517
Rainbow vacumrör	393
Ramitec	31
Rapid Access	380
Raspatorier	276-277
RDA pasta	350
Readiwipes Plus	202
Readymatic röntgenframkallare	380
Readysteel reamer	130
Reamer LM	129



Reamer Mani	129
Reamer Readysteel	130
Reamers	128-131
Reamers till Carbopost	497
Rebaseringsmaterial	32-34
Rebilda	432
Recyclean B (blå)	175
Recyclean R (röd) desinfektionsmedel	174
Red-Cote placktabletter	348
Refillborstar till eltandborstar	324, 328
<b>Reflectys</b>	<b>418</b>
Reflectys Flow	426
Registrado X-tra	32
Reline	33
RelyX Ceramic Primer	448, 452
RelyX Fiber Post	496
RelyX Luting cement	453, 455
RelyX Temp NE	460, 467
RelyX Ultimate	461
RelyX Unicem	456, 462
RelyX Unicem 2	461
RelyX Veneer Cement	456, 462
<b>Rengöring</b>	<b>185-195</b>
Rengöring av bondad yta	450, 451, 452
Rengöring av instrument	479
Rengöring av stolsklädslar	171
Rengöring, avtrycksskedar	190
Rengöring av unitens vattenlinjer	175-176
Rengöring, desinfektion av instrument	173
Rengöring, roterande instrument	548-550
Rengöring salivsugar	174
Rengöringsapparat	544-546
Rengöringsborstar	372
Rengöringsduk	170-171, 188, 388
Rengöringsduk f bildplattor	387
Rengöringsfilm Clear 100	380
Rengöringsmedel	334
Rengöringsmedel av rotfyllningsmaterial	149
Rengöringsmedel f avtrycksskedar	172, 190
Rengöringsmedel för sugslangar	174
Rengöringsmedel för ultraljudsbad	551
Rengöringspasta (bondade ytor)	450
Rengörings-/ Polerborstar	372
Rengöringstabletter	190
Rengöringstester	191-192
Rengöringstest diskdesinfektor	192
Rengöringstest ultraljudsbad, funktionstest	191
Resektionstång	273, 274
Resin cement	456, 458-462
Resin till keramer	448
Retentionsstift	496
Retracto Impregnerad	42
Retraktionsgel	40
Retraktionspasta	41
Retraktionstråd	42
Retraktionsvätska	42, 43
Retraktor	277
Revideringsfil	113
Revisionsfil ProTaper	117
Revolution Applikationsspetsar	429
Revolution Formula 2	429
Revotek LC	457, 464
Ringar	360
Rinn universal	511, 512
Riskavfallsbehållare	406
Rite-Bite Index	27
<b>Riva Light Cure</b>	<b>436</b>
Riva Self Cure	438
Riva Self Cure HV	436
Riva Silver	436
Roeko Seal	151
Roll-O-Mat dispenser	204
Rondell Disclosing Pellets	348
Rondo Plus Slipmaskin	542
Rondskål	160
Rooter FKG	510
RootPicker	266
Root Tip Pick	266
Rostfria avtrycksskedar	45-46
Rostfria bricktillbehör	250-252
Rostfria handinstrument	230-244
Rostfri ask	250
Rostskyddspapper Steriline	199
Rotaspray olja	549
Rotcement	152
Roterande instrument	537-542
Rotfyllningskit	149
Rotföregglingsmaterial	149-153
Rothävel Barry	269
Rotkanalsborr	498
Rotkanalsborste	131
Rotkanalsexcavator	217-218
Rotkanalsond/stoppare	217-218
Rotkanalssealer	149-151
RotoQuick 24	535, 540
Rotreparationsmaterial	146-153
Rotrymmare	134-135
Rotskruvar	500, 501
Rotspetstänger	272
Rotstoppare	242
Rundborr	57
Rundtork	203
Röntgenbetraktare	512
Röntgenfickor/röntgenkort	381-383
Röntgenfilm	376
Röntgenfilmhållare	376-378
Röntgenförkläde vuxen	383
Röntgenkrage	383
<b>Röntgentillbehör</b>	<b>376-390</b>
Rönvig injektionsspruta	398
<b>S</b>	
S5 Apexlokalisator	504
S5 Big Apical filar	112
S5 endomotor	511
S5 guttaperkaspetsar	158
S5 huvud kontravinkelböjd EB-16S	512
S5 Paper Points	143
S5 Retreatment System	113
S5 Rotary Files	112
Safe End	68
Safety Container	405, 406
SafeView	196
Saliva Check Buffer	352
Salivrör	393
Salivrör med spegel	392
Salivrör Orbis	392
Salivstimulering	351-352
Salivsugar	392-395, 258
Salivsugar, rengöring	174
Salivsug Orbis	392
<b>Saliv &amp; Sugrör</b>	<b>392-396</b>
Salivtest	352
Salutem tandkräm	341
Sandblåster	508
Sani-Tip	508
Satin Floss	344
Satin Tape	344
Saxar	234-237
Sax, kofferdam	237
Sax Metzenbaum	280
SB12 blå	311
SB12 tuggummi	354
SB12 duo	312
SB12 tandkräm	336
Scaler	523
Scaler EMS	522
Scaler H6-H7	210
Scalerhandstycke LM	528
Scalerhandstycken	523
Scalerstrips/Stålstrips	373
Scalingspetsar LM	534
Scanflex salivrör, <i>se Orbis</i>	393
Schatteringsfärger IPS Empress	47
Scotchbond MP	445-446
Scotchbond Multi Purpose	441, 445
Scotchbond Universal	444
ScoutRace filar	106
Screw Posts Titanium	500-501
SDR	421, 422
Sealapex	150-151
Seal & Protect	451
SealRite	307
Seal-Tight	508, 509
Sektionsmatriser	490

# INNEHÅLL A-Ö

Self-Cure Activator	443	Skumplastrondeller	132	Solobond M Single Dose	444
Sempercure	178	Skvättis skyddsförkläde	167	Solobond Plus	449
Sempermed	259	Skyce tand Smycken	353	Solomat-N dispenser	204
Sendoline K-fil	127	Skydd för kamera	390	Sol-u-Flo	404, 405
Sendoline reamer	131	Skyddsförkläden	167	Solvitan	191
Sendoline revideringsfilar	113	Skyddsglasögon/Visir	196, 197	Sonder	207-208, 230-231
Sensitive Clean refillborste	329	Skyddshandskar	181	Sonder Fickdjupsmätare	237
Sensitive Pro Relief	336	Skyddshylsa LM	531	Sond Lange	243
Sensitive Pro-Relief putspasta	349	Skyddslack	312, 315	Sond Lange-Martin	243
Sensodyne tandkräm	339-340	Skyddslack fluor	312	Sond rak	207, 231
Sensor Covers	390	Skyddsmatta VistaScan	387	Sond undersökning	206
Sensorer, rengöring	170	Skyddsöverdrag	164	Sonessons Planfilmhållare	377
<b>Sensorhållare</b>	<b>388-389</b>	Skyddspåsar för bildplattor	386	Sonicare AirFloss	322
Sensorpåse	390	Skyddspåse Demi Cure Sleeve	516	Sonicare DiamondClean Black&White	324
Sensorskydd/-påsar	390	Skyddspåse för Dürr kamera	520	Sonicare DiamondClean eltandborste	324
Separerarkilar	484, 485, 491	Skyddspåse för kamera	390	Sonicare Flexcare Platinum eltandborste	324
Servetter	163-165	Skyddspåse för VistaScan	386	SonicFill System	538
Servethållare	165	Skyddspåse hårdljuslampor	516	SonicFill Unidose	424
Servettkedja	166	Skyddspåse sensorer	390	SonoCheck	191
Servokassetter	228	Skyddspåse t Bluephase	515	Sopira Carpule kanyl	402, 403
ServoMax Systemet	248-249	Skyddspåse till BluePhase Style	514	Sopira Citoject spruta	401
S-fil	121	Skyddspåse till Demilampor	516	Soppåse/säck	161
S-fil NiTi	120	Skyddsstrumpor	258	Spandex	244
S-fil Sendoline	120-121	Sköljmedel	195	Sparkle	372
S-finder	137	Sköljmedel för diskmaskin	189	Spatlar	39, 220, 234
S-formade filar	118, 121	Slangskydd	258	Specialborr för rotseparering	70
Shofu polerare	362, 366	Slangstrumpa, steril	258	Specialborr i annat material	75, 76
Sickel	209	Slangstrumpor	254, 255	Specialkyretter	213, 230
Sickel-scaler	210	Slipmaskin	519, 542	Specialtandborstar	317, 320, 321
Sicklar	230-231	Slip-Nots	165	Specialtandkräm	337, 341
Signum	452	Slipstenar	238, 267	Spectrum	171
Signum Ceramic Bond	446	Slipsten Carl Martin	268	Spectrum TPH	412
Signum Metal Bond	446	Slipsten till Rondo	542	Speedster borrar	64
Silan	452	Slipstrips	494	Spiegel, dubbelsidig	512
Silicone mouth wedge	275	Sliptrissor	369-370	Spiegelskaft	206
Silikonborr	302	Smartburs II	75	Speglar	233-234
Silikoner	12-27	SmartCem2	451, 456	Spetsar Kavo SONICflex	527
Silikongrepp för LM scaler	531	SmartLite Focus LED	514	Spiralbör TMS Link-Plus	499
Silikon plugg till borrarställ	78	Smartlite ljusskyddsskärm	516, 518	Spolkanyler	401, 403-405
Silikonpolerare	366	SMD markörer	109, 136	Spolkanyl/öronsug	404
Silikonstopp	136	Smycken för tänder	353	Spolsprutor	400, 401
Silikonstopp	153	Smörjmedel/olja LIFETIME	549	Spongostan	274
Silke sutur	281	Snabbfixering	380	Spotnix aspiratorrör	392
Sinaftin tandkräm	336	Snabbframkallare	379, 380	Spreader	242
Sinus elevatorium	261	Snabbkoppling	540	Spritlampa	252
Skalfasader	408	Snap-on Mandreller	371	Spruta hydrokolloid	8
Skalpellborttagare	280	Snoop Caries Detecting Dye	481	Sprutor	398, 400, 401, 402
Skalpellblad & Skaft	280-281	Snowlight	497	Sprutor för intraligamentell anestesi	401-403
Skandia bitklots	378	Snowpost kompositstift	496	<b>Sprutor &amp; Kanyler</b>	<b>398-406</b>
Skedadhesive	35	Sof-Lex Plaststrips	494	SS White 12 & 30-bladiga finirbör	66-67
Skoskydd	166	Sof-Lex Pop-on	370	SS White borrarställ	76
Skumgummikudde ServoMax	249	Sof-Lex Snap-On	370	SS White Endoguide	70
Skumplastinsats f filställ	132, 133	Soflex Spiral	362	SS White Fissurotomy	70
Skumplastkudde	479	Sof-Lex XT Pop-On	369	SS White Great White Gold	64
Skumplastkudde PractiPal	248	SoftClamp	141	SS White Great White Ultra	59-60
Skumplastpellets	202	Soft tissue retractor, Ergoplant	277	SS White Safe End	68

Stabilok titanstift	499
Stages tandborstar	318-319
Stages Princess tandkräm	341
Stages Winnie tandkräm	340
Stainbuster	75
Stat-Flo	404, 405
Stay-Put	42
Sterila dukar	255
Sterila Engångsartiklar	254-259
Sterila filar	108
Sterilemballage	197
Sterilisation	197-199
Steriliseringstest	191
Steriklädselar	254
Steril operationsduk	255
Steril operationshandske	259
<b>Sterilrum</b>	<b>543-550</b>
Sterilpåsar	197, 198
Sterilsystem LM	528
Steri-sleeve	258
Sterisol Handdesinfektion	168-169
Sterisol ögonusch	204
Sterisol tvål	193
Sterling Nitrile	180
Stift för avtryck	495
Stik'n Place	478
Stolrengöring	171
Stoppare	220
Stopping	152
Stoppringar för rotkanalsfilare	136
Strålningskydd	383
Strips	228, 493, 494
Stripshållare LM	227
Stropko	403, 404
Structur 2 SC	463, 472
Structur 2 SC blandningspistol	479, 480
Structur Premium	463, 472
Styptin	42
Stålborr	72-75
Stålmatiser, förmonterade	493
Stålseparerstrips	494
Stålstrips	373
Ställ för bildplattor	387
Ställ för handskar	182
Ställ för mellanrumsborstar	333
Sugadapter	395, 396
Sugmotorer/sugsystem	588-589
Sugmunstycke Medena	258-259
Sugrör	292-393
Sugslangrengöring	174
Sugtablett	356
Sun maskindiskmedel	189
Super-Bite	376
SuperFloss	345
Supreme	259
Sure Flex NiTi-fil	118

Surgicel	274
Surtex stift	500-501
<b>Suturer</b>	<b>281-284</b>
Sutursaxar	279, 280
Svinto tvålull	186
SweFlex Salivsugar	392
Sycamore Separerikilar	484
Synea Fusion turbiner	538
Synea Fusion vinkelstycken	540-541
Synea Vision turbiner	538
Synea Vision vinkelstycken	540-541
Syntac Adhesiv	443, 447
Syntac Primer	443, 447
Syntethandskar, puderfria	178, 180
Syntette Orbis	230
Syreblockerare	458
Såpa	187
Sårhakar	278
Sårslevar	278
Säkerhethållare för kanyler	406
Säkerhetsmarkör SMD	109, 136

## T

TAB 2000	471
Tabletter (hård sugtablett)	356
Tabort	190
Tamponad	274
<b>Tandborstar</b>	<b>316-320</b>
Tandborstar - barn	318-320
Tandborstar Orbis	316
Tandborste, implantat	321
Tandborste med tandkräm	316
Tandborstfodral	321
Tandborsthuv	321
<b>Tandfyllning Material</b>	<b>408-472</b>
<b>Tandfyllning Tillbehör</b>	<b>474-501</b>
Tandköttssaxar	234-236
Tandkräm	334-341
Tandkräm för känsliga tandhalsar	337
Tandkräm mot afte	336
Tandkrämigel klorhexidin	314
Tandläkarservetter	163
Tandpolerare	523, 528
Tandreglering	299
Tandsanering/Scalers EMS	522-523
Tandsanering/Scalers LM	527-528
Tandsmycken	353, 354
Tandstensinstrument	238, 239
Tandstickor	346-348
Tandtråd	342-345
Tandtråd m kofferdamfunktion	141
Tandtråd, ortodonti	345

Tandtrådsbyglar	342-343
Tankrengöringsmedel	380
Tape'n tell	245
TDA Turbodiamant	94
TecnoL Fluidshield	183
TecnoL munskydd	183
Teddy-Bear munskydd	183
Tejp - operation	257
Telio CS	464-465
Telio CS C&B Desensitizer	451
Telio CS C&B	471
Temp Bond Clear	458, 465
Temp Bond NE	459, 466
TempBond NE Automix	459, 465
Temp Bond Original Automix	458, 465
TempoCem NE	463-464
Temporära Fyllningsmaterial	463-467
Temporära Kronor	293, 294
Temporära material	466, 467
Temporära rebaseringsmaterial	33-34
Temporära - Sealers, inlägg mm	146, 148
Temporärstift Parapost XP	494, 498
Temporärt cement	463
Temporärt kron och brommaterial	471
TempoSil 2	456, 463
<b>Tempurkuddar</b>	<b>542</b>
Tennfluoridgel	312, 316
Tennhylsor	295
TePe Angle Kliniklåda	332
TePe Angle mellanrumsborste	330
TePe Bridge & Implant Floss	346
TePe Compact Tuft	320
TePe Gentle Care	317
TePe Gingival gel	315
TePe greppförstorare	330
TePe Implantat Kit	321
TePe Implantat/Ortodonti	321
TePe Interdental Gel med fluor	314
Tepe Interspace	332
TePe Kliniklåda	333
TePe mellanrumsborstar	332
TePe Micro ställ	333
TePe Mini Flosser tandtrådsbygel	343
TePe Nova	317
TePe PlaqSearch	348
TePe protesborste	321
TePe Select	318
TePe Select Graphic	320
TePe Special Care	321
TePe Supreme	317
TePe tandborstar	317-321
TePe Tandborsthuv	321
TePe tandtråd	344
TePe Tungskrapa	322
Termoplastiska stänger	29
Terumo injektionskanyl	403

# INNEHÅLL A-Ö

Terumo Neolus Spolkanyl	404
Test autoklaver	191-192
Test diskdesinfektor	191
Testremsa till Cidex OPA	173
Teststav Fingo	538, 542
Tetrakloretylen	153
Tetric Cavifill	413
Tetric Ceram HB	425
Tetric EvoCeram	422
Tetric EvoCeram Bulk Fill	424
Tetric Evo Flow	426, 429
The Original Luxator	267
Tillbehör intraorala kameror	519-521
Tillbehör - IPS e-max CAD	52-53
Tillbehör - IPS Empress CAD	49-52
Tillbehör kirurgiutrustning	522-523
Tillbehörssats Biosonic	550
Tillbehör till avtryckstagnig	35,-43
Tippar för aspiratorrör	394
Titan	500, 501
Titankyretter	274-275
Titanmatriser	486
Titanskruvar	500-501
Titanstift	498-499
Titan universalkyrett	274-275
TMS Link-Plus	499
Toalettpapper	166
Tofflemire matrisband	485-486
Top color	143, 154
Topper nr 8	204
TopSeal	149
Tork	203-204
Torkduk Orbis	202
Torkduk Spectrum	171
Torrläggning, Tork	199-204
Tosi	191
Totalcem	453, 458
Total Etch	436, 440
TotalFill BC points	154
TotalFill BC Sealer	149
Translux 2Wave LED lampa	514
Tray Cleaner	190
Traypurol	190
Trepaneringsborr	71
Tri Hawk engångsborr	65
Triple Trays	44
Trollappen	165
TrollBag sensorpåse	390
Trollbyte Kimera Endo	384
Trollbyte Kimera hållare till bildplattor	384
Trollfoil	474
Trollhätteplast röntgenfickor	382
Trädpackare	220, 243
Träkilar	484
Träspatlar	237
TST stickor	192

Tubli-Seal XPress Automix	150
Tubli-Seal zinkoxidpasta	150
Tubulicid Blue Label	468
Tubulicid Plus	145
Tubulicid Röd	468
Tubulitec Improved	468
Tuggummi	354-356
Tungregörare	316
Tungskrapa	317, 322
Tungspatlar	237
Turbiner	538, 540
Turbodiamanter	93-94
Tvål	193, 194
Tvålull	186
Tvättmedel	194-197
Twinkles tand Smycken	353-354
Twix	378
Two Striper	89-92
Täckfärg	432-436, 438
Täckförband	464-466
Tänger – diamantbelagda	272

## U

Ufi Gel Adhesive	33
Ufi Gel Hard C	33
Ufi Gel SC	34
Ultraljudsbad & tillbehör	550-551
Ultraljudsscaler – EMS	522-524
Ultraljudsscaler - LM	527-531
Ultraljudsspetsar - EMS	524-526
Ultraljudsspetsar - LM	531-537
Ultra Safety Plus	400
Undersökningshandskar	180
Undersökningssond	206-207, 231
Uni Grip 360 sensorhållare	388
Unismart handskhållare	182
Universal Adhesive	35
Universalhårdare	27
Universalkompositer	414-416
Universalkyretter	211
Universalpolerare	364, 366
Utbytesfilter t NitraDem	396
Utfyllnadspoints	157
<b>Utrustning - Apparater</b>	504-542
<b>Utrustning - Sterilrum</b>	543-551
<b>Utrustning - Behandlingsrum</b>	556-587
<b>Utrustning - Maskinrum</b>	588-589
Utspänningsvätska IPS e.max CAD	53
Uvex Astro Lite	196
Uvex Skyper UV	196
UV skydd	518

## V

V6 tuggummi	355- 356
Vacumsugrör	392-393
Valsrengöring t framkallningsmaskin	380
VanR hydrokolloidkanyler	8
Variolink II Esthetic System	457
Variolink Veneer	453, 459
Varnish f glasjonomer	439
Vaxer	27-29
Vaxindex	31
Vaxkniv	29
Vaxstänger	28
Venus Bulk Fill	424
Venus Diamond, nanohybrid	420
Venus Diamond Flow, mikrohybrid	428
Venus Flow, mikrohybrid	428
Venus, mikrohybrid	412
Venus Pearl, nanohybrid	419
Via professional	195
Via tead	195
Vicryl oralsuturer	281
Vinkelspets för aspiratorrör	394
Vinkelstycke endomotor	511
Vinkelstycke WaveOne	113
<b>Vinkelstycken</b>	<b>539-542</b>
Vinkelstycken Kavo	527
Vinylhandskar	181
Vips avfallskopp	160
VirKon	172
Virtual CADbite	31
Visco Gel	33
Visir	196-197
VistaCam Digital skyddspåsar	520
VistaCam iX	519
VistaScan bildplattor	384
VistaScan desinfektionsduk	387
VistaScan hygienpåsar	386
VistaScan kassett Perio	386
VistaScan Mini förvaringsbox	387
VistaScan skyddsmatta	387
VistaScan skyddspåsar	386
VistaScan ställ	387
Vitalitetstestare	504
Vitalitetstest (stopping)	152
Vitality Scanner 2006	504
Vitrebond Plus Clicker	436
VivaPen	448
VivaSens	452
VivaStyle blekningsgel	306
VivaStyle plattor	307

VMK Endokanyl	402
VPS Tray Adhesive	35
Vägghållare för bågare	161

## W

WaveOne guttaperkaspetsar	156
WaveOne sterila papperspetsar	143
WaveOne systemet	113-114
WaveOne vinkelstycke	113, 511
Wedget Kofferdamtråd	141
Wedge Wand	484
Wettex dukar	188
WHO ficksond	208
Widmankniv	261
Wiking borr	102
WR 2000	380

## X

Xantalgin Select	7
Xantasil Dynamix	7
Xantopren	26-27
Xeno III	439, 442-443
Xeno Select	442
Xeno V improved	442
Xerodrops	356
Xerogel	351
Xerorinse Munvatten	310
X-Flow	426
XP Bond	440, 444
Xpress Sealer blandningsspetar	151
X-Smart Easy	510, 511
X-Smart Plus WaveOne Kit	113, 511
X-tra base	425

## Y

Yes handdiskmedel	188
Young borstar	364
Young kofferdamhållare	140
Young putskoppar	363
Youngs mandrell	371
Ytdesinfektion	170-171
Ytförsegling	439
Yt rengöringsmedel	170

## Z

Z-100 MP komposit	414-415
Z-250 komposit	415
Zekrya borr	70
Zendium tandkräm	336-337
Zendium Saliva Gel	352
Zinkfosfatcement	453
Zinkoxidpasta	150
Zirconia Diamanter	98

## Å

Ångpenetrationstest	191
---------------------	-----

## Ö

Ögondusch	204
Ögondusch Sterisol	204
Öronsug	404

### Tack till våra annonsörer:

<b>Abrasive Technology</b>	<b>91</b>
<b>Actavis</b>	<b>309</b>
<b>Coltène</b>	<b>139</b>
<b>Dament</b>	<b>399</b>
<b>Dental-IT</b>	<b>593</b>
<b>Dentsply DeTrey</b>	<b>489</b>
<b>Dentsply Maillefer</b>	<b>115</b>
<b>DMG</b>	<b>469</b>
<b>D-Tec</b>	<b>507</b>
<b>FKG Dentaire</b>	<b>107</b>
<b>GC Nordic AB</b>	<b>411, 427</b>
<b>Ivoclar Vivadent</b>	<b>423</b>
<b>Itena</b>	<b>417</b>
<b>Johnson &amp; Johnson</b>	<b>285</b>
<b>LM-Dental</b>	<b>529</b>
<b>Nordiska Dental</b>	<b>147</b>
<b>OneMed</b>	<b>179</b>
<b>Opus Dental</b>	<b>594</b>
<b>Philips</b>	<b>323</b>
<b>Procter &amp; Gamble Oral-B</b>	<b>327</b>
<b>SDI (Southern Dental Ind)</b>	<b>437</b>
<b>Sendoline</b>	<b>111</b>
<b>Småkryp AB</b>	<b>357</b>
<b>Sunstar GUM</b>	<b>313</b>
<b>SS White</b>	<b>69</b>
<b>Support Design</b>	<b>554</b>
<b>TePe</b>	<b>331</b>
<b>Trollidental</b>	<b>385</b>
<b>W&amp; H</b>	<b>539</b>













# Allmänna försäljningsvillkor för Plandent Forssbergs Dental AB

## **SORTIMENT**

Katalogen innehåller ordinare lagerfört sortiment. Utöver dessa varor kan andra artiklar beställas mot en extra avgift, s.k. kundorder, kontakta kundtjänst. Du får då vänta lite extra på leverans och varorna kan inte returneras eftersom de är specialbeställda för din räkning.

## **PRISER**

Priser debiteras enligt Plandent Forssbergs Dental AB:s gällande prislistor vid beställningstillfället exkl. moms och frakt. Vi reserverar oss för ändringar som förorsakats av valutaförändringar, höjda leverantörspriser eller av andra skäl utanför vår kontroll. Vid beställning av förbrukningsvaror, reservdelar och utrustningsartiklar till ett värde understigande 300 kr debiteras en småorderavgift om 50 kr.

## **LEVERANSVILLKOR GÄLLANDE FÖRBRUKNING**

Lagervaror som beställs före kl. 15.00 expedieras samma dag och levereras inom skälig tid om inte annat överenskommit. Varorna skickas som paket, brev eller på pall. Mindre försändelser med lågt ordervärde skickas normalt som brev. Expressleverans kan beställas mot extra avgift. Eventuella restorder levereras fraktfritt med undantag för fabriksbeställningar.

## **LEVERANSVILLKOR GÄLLANDE UTRUSTNING**

Fritt vårt (Plandent Forssbergs Dental AB:s) lager. Större utrustningsorder med ett värde överstigande 50 000 kr, och med en leverans senare än 20 dagar efter beställningsdatum, orderbekräftas. Om leveranstid inte är överenskommet med köparen skall varan levereras inom skälig tid. Leveransförsejningar p.g.a. Force majeure eller underlåtenhet från köparen, eller från underleverantörer, utgör befrielsegrund som medför framflyttning av leveransdag och företaget blir befriad från all typ av påföljd.

## **BETALNINGSVILLKOR**

15 dagar netto från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,25 % per påbörjad månad.

## **RETUR- OCH BYTESRÄTT**

Du har retur- och bytesrätt inom 15 dagar. Gäller för varor i obruten förpackning. Kreditering görs så snart returen kommit oss tillhanda. Vid retur som ej förorsakats av säljaren krediteras fakturabelopp minus 15 %. Returer med ett varuvärde under 100 kr krediteras ej. För varor som inte lagerförs av säljaren gäller ej retur- och bytesrätt. Köparen står för retur- och fraktkostnaden. Retursedel bifogas varje leverans.

Eventuella returer skall ske med betald frakt till:

Paket: Plandent Forssbergs Dental AB, Godsmottagningen,

Grosshandlarvägen 1, 120 44 Årsta

Brev: Plandent Forssbergs Dental AB, Box 90193, 120 22 Stockholm

## **REKLAMATION**

Reklamation skall göras till Plandent Forssbergs Dental AB inom 7 dagar efter mottaget gods. Kontakta kundtjänst för förbrukning respektive utrustning per telefon eller e-post innan varan skickas in med skriftlig förklaring.

Ärenden gällande förbrukningsartiklar vänligen bifoga reklimationsformulär tillsammans med den reklamerade varan.

## **TRANSPORTSKADA**

Vid transportskada eller förlust görs reklamation direkt till transportföretaget på fraktsedeln. Plandent Forssbergs Dental AB har inget ansvar för transportskadat eller förkommet gods.

## **GARANTI**

### **Utrustning:**

1. 12 månaders garanti om inget annat avtalats vid köpet.
2. Garantin gäller från fakturadatum eller godkänt installationsdatum.
3. Garantin omfattar arbetstid, reservdelar, restid och reskostnader.
4. Garantin gäller vid konstruktions, material eller tillverkningsfel.
5. För att garantin ska gälla så krävs det att produkten brukas enligt våra och tillverkarens anvisningar.
6. Utrustningen ska monteras och servas av certifierad Plandent Forssbergs Dental tekniker eller av oss auktoriserad, certifierad servicepartner.

### **Service:**

1. 3 månaders garanti lämnas på utfört arbete och utbytta delar.
2. Garantin omfattar arbetstid, reservdelar, restid och reskostnader.
3. Garantin gäller vid konstruktions, material eller tillverkningsfel.
4. Verkstadsreparationer utförs på Plandent Forssbergs Dental Verksstad i Stockholm. Köparen betalar ev. emballage och fraktkostnaden till verkstaden och vi betalar returkostnaden.

### **Garantin omfattar inte:**

1. Normalt slitage, förslitnings- och förbrukningsdelar, O-ringar, halogen- och glödlampor, element, filter, kullager eller motsvarande.
2. Fel orsakade av felaktigt handhavande eller bristfällig skötsel.
3. Fel orsakade av vätska/fukt, olja i drivluften eller felaktiga smörj/rengöringsvätskor.
4. Utrustning som inte monterats eller servats av certifierade Plandent Forssbergs Dental tekniker eller av oss auktoriserade, certifierade servicepartners. Om så sker gäller inte tillverkarens producentansvar som då omedelbart övergår till köparen.

### **Ersättningskrav:**

Plandent Forssbergs Dental AB är inte skyldig att betala ut någon ersättning till köparen för ev. produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

## **FRAKT OCH EMBALLAGE**

Frakt debiteras köparen. Priserna inkluderar emballage. Bortforsling av emballage erläggs köparen.

## **MILJÖAVGIFT**

Plandent Forssbergs Dental AB åtar sig att forsla bort kundens tidigare fasta utrustning i samband med köp av från företaget ny fast utrustning. Hanteringskostnaden betalas av köparen.

## **MONTERING, DEMONTERING AV FAST UTRUSTNING OCH EV. TILLBEHÖR**

Om ej annat överenskommit betalas ovan av köparen. Fast installation av vakuum, tryckluft, manöver, el- och vatteninstallation samt montering av möbler och inredning utförs ej av Plandent Forssbergs Dental AB.

## **ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL OCH FÖRSÄKRING**

Plandent Forssbergs Dental AB innehar äganderätten till levererad utrustning, reservdelar, tillbehör m.m. tills full betalning har erhållits. Köparen äger inte rätt att överlåta eller på annat sätt försvåra för säljaren att utnyttja äganderättsförbehållet innan full betalning erlagts. Köparen förbinder sig att under den tid säljaren innehar äganderätten, t.ex. vid hyra och leasing, hålla utrustning, reservdelar och tillbehör försäkrade mot stöld och brand.

## **ERSÄTTNINGSKRAV**

Twister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor skall avgöras enligt svensk lag i allmän domstol i Sverige.



Vi reserverar oss för eventuella text- och bildfel. Uppgifterna i katalogen lämnas med reservation för eventuella ändringar av produktfakta, förpackningsstorlek, modellförändringar med mera som kan ha tillkommit efter katalogens tryckning. Enligt lagen om upphovsrätt är det inte tillåtet att helt eller delvis mångfaldiga katalogens texter, bilder, tabeller och illustrationer.



avtryck  
borr & diamanter  
endo · hygien  
instrument · kirurgi  
kronor · ortodonti  
profylax  
puts & polering  
röntgen · saliv & sug  
sprutor & kanyler  
tandfyllnad  
utrustning



PLANDENT  
FORSSBERGS DENTAL  
DENTAL-IT  
MEMBERS OF PLANDENT DIVISION