

Einrichtungsspezial

Gültig bis 31. 12. 2019

Herbst 2019

 Inklusive PlanID
und Klinikmanagement

~~41.240,00~~

29.990,00

PLANMECA Compact i5

- Absolut kompakt
- Großer Bewegungsbereich
- Einfache und effektive Reinigung nach RKI
- Bequemes Polster: Perfekte Liegefläche
- Auch als Schwinge erhältlich

Arztelement:

- Luzzani Minibrigh 6-Funktions-Spritze mit LED Licht
- 1 x Minetto Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- EMS No Pain LED ZEG

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger
- USB-Anschluss

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Compact i Ultra Relax

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Integriertes Tray (für Schwinge Größe 1 oder 2)
- Warmwasserboiler, Speischale blau
- Externe Nassabsaugung
- Planmeca WEK Wasserdesinfektion, Schlauchreinigungssystem
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne
- Dürr Handstück für Spraynebelabsaugung
- 1 x Planmeca Lumo Arbeitssessel
- Funkfußschalter



Weltweit erste
Dentalunit mit
permanenter
Wasserentkeimung
OHNE Chemie!

Symbolbild

PLANMECA Somia Intraoralkamera

Klein, handlich, für perfekte Bilder

- Neue Intraoralkamera von PLANMECA
- Bedienung über integrierte Schalter (Standbild/Speicherung)
- USB-System zum direkten Anschluss an den PC
- Hohe Auflösung mit 5 MP und schnell mit 30 fps
- Abmessungen 176 x 22,5 x 21,7 mm
- Besonders leicht, Gewicht nur 33g
- Makromodus
- Plug-&-Play-Funktion

 Inklusive Romexis-Lizenz



Sonderpreis zur
Markteinführung

1.499,00

Plandent

www.plandent.at

Behandlungseinheiten

PLANMECA Sovereign Classic

- Flexibilität und Komfort
- Großer Bewegungsbereich
- Einfache und effektive Reinigung nach RKI
- Bequemes Polster: perfekte Liegefläche
- Sitzfläche zusätzlich schwenkbar
- Ideale Behandlung in 12-Uhr-Position
- Links- und Rechtshändergerät

Arztelement:

- 6-Funktions-Spritze Luzzani
- 2 x BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- EMS No Pain LED ZEG

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- PLANMECA Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz PLANMECA Sovereign Classic, Ultra Relax

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Schwenkbare Top-Tray-Ablage Größe 2
- Warmwasserboiler, Speischale
- Externe Nassabsaugung
- PLANMECA WEK Wasserdesinfektion, Schlauchreinigungssystem
- Dürr Handstück für Spraynebelabsaugung
- 2 x PLANMECA Lumo Arbeitssessel
- Funkfußschalter

Inklusive:

- **PlanID:** Die personalisierte Checkkarte für jeden Behandler. Die Karte beinhaltet die individuellen Behandlungseinstellungen, wie Behandlerposition, Instrumenteneinstellungen u. v. m.
- **Klinikmanagement:** Überprüfen des aktuellen Betriebsstatus Ihrer Klinik oder Praxis, wobei alle vernetzten Geräte in einer einzigen, leicht lesbaren grafischen Übersicht dargestellt werden.

Lackierung: weiß RAL 9016

Polsterfarbe: nach Wahl

Bereits über 50.000 verkaufte Planmeca Behandlungseinheiten weltweit!



~~48.772,00~~

35.900,00

**Inklusive PlanID
und Klinikmanagement**

Behandlungseinheiten

Dentsply Sirona INTEGO pro

- Prophylaxe und mehr
- Kompakte Maße

Arztelement:

- Sprayvit E
- 1 x Elektromotor BL ISO E
- Turbinenschlauch ohne Kupplung
- Sirosonic L
- Easy Pad
- Zusatztray für 2 Normtrays

Helferinnenelement:

- Sprayvit E
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- LEDview Plus, Doppelgelenk-Kopfstütze

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Saugschlauchreinigung chemisch
- Polstersatz Premium
- Fußschalter
- Mundspülbecken weiß
- Montageplatte
- MSBV für Nassabsaugung
- 2 x CARL Manual Arbeitssessel

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl



~~34.165,00~~

26.900,00

Dentsply Sirona Sinius TS

- Effizienz in Bewegung
- Zeitersparnis durch integr. Hygienekonzept
- Bedienoberfläche EasyTouch

Paket Innovation

Arztelement:

- Sprayvit M
- 2 x Elektromotor BL ISO
- Turbinenschlauch ohne Kupplung
- Sirosonic TL

Helferinnenelement:

- Sprayvit M
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- LEDview Plus, Doppelgelenk-Kopfstütze

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Saugschlauchreinigung chemisch
- Schwenkbares Tray
- Polstersatz Premium
- Funkfußschalter
- Mundspülbecken Glas
- Montageplatte
- MSBV für Nassabsaugung
- 2 x CARL Manual Arbeitssessel

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl



~~47.025,00~~

34.900,00

Behandlungseinheiten

Dentsply
Sirona **Teneo**

Teneo ist die konsequente Wahl für jeden, der heute und in Zukunft höchste Ansprüche an Qualität, Design und Workflow stellt. Sie profitieren von einem unnachahmlichen Behandlerkomfort, während Ihre Patienten entspannt wie nie zuvor sind.

- Motorische Verschiebebahn
- 6 + 1 Instrumentenpositionen am Arztelement
- Zeitersparnis durch integr. Hygienekonzept
- Intuitive Bedienoberfläche EasyTouch

Paket Innovation

Arztelement:

- Sprayvit M
- 2 x Elektromotor BL ISO
- Turbinenschlauch ohne Kupplung
- Sirosonic TL

Helferinnenelement:

- Sprayvit M
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- LEDview Plus, mot. Kopfstütze


Patientenstuhl/ Wassereinheit:

- Polstersatz Klima Premium
- Sirona Tray-Tragarm
- Lordose-, Massagefunktion
- Funkfußschalter
- Motorisches Mundspülbecken aus Glas
- Saugschlauchreinigung chemisch
- Montageplatte
- MSBV für Nassabsaugung
- 2 x CARL Manual Arbeitssessel

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl

Exklusiv:

Limited Teneo Gold Edition



~~60.035,00~~

45.900,00



Dentsply Sirona 1+1 Instrumentenaktion

In Verbindung mit dem Kauf einer neuen Dentsply Sirona Behandlungseinheit Ihrer Wahl unterbreitet Dentsply Sirona ein unschlagbares Instrumentenangebot! Kaufen Sie 3 bis 10 Instrumente und erhalten Sie die nach Anzahl und Ausführung gleichen Instrumente zweifach geliefert. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder individuellen Einkaufskonditionen.

Behandlungseinheiten

Große KaVo Austauschaktion

Bis zu 26.000,00 Preisvorteil

~~37.275,00~~

27.900,00

KAVO Primus 1058 Life

Das Erfolgsmodell – höchste Zuverlässigkeit über 30.000-fach bewiesen, bewährte KaVo Qualität und Technik, günstig in Anschaffung und Unterhalt

Paket Primus Professional

Arztelement:

- 3-Funktions-Handstück
- 2 x Elektromotor KL 703
- Turbineneinrichtung mit Kupplung
- PIEZOlux ZEG

Helferinnenelement:

- 3-Funktions-Spritze
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- KaVoLUX 540 LED,
- 2-Gelenk-Kopfstütze mechanisch

Patientenstuhl:

- Trayablage Doppelnormtray, Sprayerwärmung, Satz Normtrays
- Antirutschmatte, Memospeed-Anzeige, Warmwasserboiler

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Externe Nassabsaugung
- Rückenlehne Progress
- Fußanlasser Standard
- Intensiventkeimung
- 2 x Physio Evo Arbeitssessel

Lackierung: dentalweiß

Polsterfarbe: nach Wahl



Behandlungseinheiten

KAVO ESTETICA E70 Vision

- Höchste Hygienestandards
- Bewährter Behandlungsstuhl
- Arztelement mit intuitiver Bedienung

Paket ESTETICA Professional

Arztelement:

- Mehrfunktionshandstück
- 2 x Elektromotor KL 703
- Turbineneinrichtung mit Kupplung
- PIEZOlux ZEG

Helferinnenelement:

- 3-Funktions-Spritze
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- KaVoLUX 540 LED, 2-Gelenk-Kopfstütze mechanisch

Paket Comfort:

- 2 x Physio Evo Arbeitsstuhl, Funkfußanlasser, Comfortpolster

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Rückenlehne Progress, Trayablage Doppelnormtray, Sprayerwärmung
- USB-Schnittstelle
- Pneum. Bremse für Armsystem
- Externe Nassabsaugung
- Mot. Mundspülbecken

Lackierung: dentalweiß

Polsterfarbe: nach Wahl




KaVo 1+1 Instrumentenaktion

Als Besitzer einer neuen KaVo Behandlungseinheit profitieren Sie gleichzeitig von einem 1+1 Instrumenten-Spezialangebot. Dabei erhalten Sie 2 gleiche (sortenreine) Instrumente zum Listenpreis von einem Instrument. Dieses Angebot gilt je gekaufter Behandlungseinheit für max. 5+5 Instrumente aus der MASTER und/oder EXPERT Serie. Wir informieren Sie gerne!

Große KaVo Austauschaktion

Bis zu 26.000,00 Preisvorteil

~~55.403,00~~
39.900,00



Optional: Agave-Polster

PLANMECA Röntgen

Plandent Österreich Spezialpaket

- Pro One Panorama Röntgen
- Prüfkörperset
- Pro Scanner 2.0, Vistascan Mini View oder ProSensor HD Gr.2
- Softwareinstallation auf 1 Rechner
- Montage der Geräte
- 5 Romexis Lizenzen 2D
- Abnahmeprüfungen für die behördliche Einreichung

Paketpreis

24.790,00



PLANMECA ProOne

OPG-K

Unter Verwendung zukunftsweisender Technologien verbindet das PLANMECA ProOne umfangreiche diagnostische Möglichkeiten und eine überlegene Bildqualität mit kompakten Abmessungen und hoher Benutzerfreundlichkeit. PLANMECA ProOne ist das gelungene Resultat jahrelanger Forschung, Erfahrung und Tradition im Bereich der dentalen Bildgebung.

- Einfache Patientenpositionierung
- Optionale Aufnahmeprogramme
- Bildbearbeitungssoftware in Perfektion
- Klein und kompakt

18.900,00

PLANMECA ProSensorHD Set

ProSensorHD Set Ausstattung:

- Größe 1 und Größe 2
- Auflösung hoch > 20 lp/mm



6.590,00



PLANMECA ProScanner® 2.0

Der neuer Planmeca ProScanner® 2.0-Speicherfolienscanner ist eine hochwertige Alternative für eine schnelle und zuverlässige intraorale Bildgebung. Mit intelligenten Designdetails und hervorragender Langlebigkeit unterstützt der Scanner den Praxisalltag in einer Zahnarztpraxis – und bietet eine unschlagbare Zuverlässigkeit.

Hauptvorteile

- Wartungsfreier Speicherfolienscanner für aktiven Gebrauch
- Flexible und strapazierfähige Speicherfolien für dauerhaften Komfort
- Beschleunigter Workflow durch einen optimierten Bildgebungsprozess

5.990,00

PLANMECA Röntgen



~~27.327,00~~

22.900,00



~~5.412,00~~

3.690,00

Aufrüstbar zum DVT

PLANMECA ProMax® 2D S2

Für alle Bildanforderungen in 2D

Der integrierte Autofokus sorgt jederzeit für perfekte Panoramaaufnahmen.

PLANMECA ProMax® ist eine umfassende Lösung für die maxillo-faziale Bildgebung. Gestaltung und Bedienung realisieren neueste wissenschaftliche Erkenntnisse als technische Innovationen, um den höchsten Ansprüchen der modernen Radiologie zu genügen. PLANMECA ProMax®-Röntengeräte bieten eine umfassende Palette an Bildgebungsprogrammen und erfüllen damit moderne klinische Anforderungen. Wählen Sie mühelos die optimalen Belichtungsformate aus, um für alle Patienten und alle diagnostischen Zwecke die Strahlendosis zu minimieren.

Bei der Entwicklung von PLANMECA ProMax® 2D wurde bewusst auf Nachrüstbarkeit Wert gelegt. Die modulare Gerätestruktur erlaubt ein einfaches Umschalten auf verschiedene Bildgebungsmodalitäten. Durch die extreme Flexibilität des softwaregesteuerten SCARA-Arms profitieren Sie von neuen Bildgebungsprojektionen.

Inklusive:

Starterpaket 2D bestehend aus:

- PLANMECA Romexis-2D-Lizenz bis 5 Nutzer
- Quart Prüfkörperset DIN 6868-5

Optional:

- Aufrüstbar zum DVT



Optional:
Ceph für
zusätzlich

6.990,00



PLANMECA ProX

Das einzigartige PLANMECA ProX Designkonzept macht die intraorale Bildgebung einfacher und zuverlässiger, als je zuvor.

Inklusive:

- Abstandarm
- Wandbefestigung

- Handbedienpanel
- Langtubus
- Blendenaufsatz 3 x 4

PLANMECA Röntgen



PLANMECA

ProMax® 3D Familie

Für all Ihre Anforderungen an die maxillofaziale Bildgebung

- All-in-one-Gerät = Panorama und DVT
- Einfache Bedienung und nahtlose Arbeitsabläufe
- Mühelose Positionierung der Patienten
- Bildbearbeitungssoftware in Perfektion
- Optimale Volumengröße

- **PLANMECA CALM™**: korrigiert Bewegungsartefakte bei DVT-Aufnahmen
- **Autofokus**: perfekte Panoramabilder jederzeit
- **Ultra Low Dose**: deutliche Strahlenreduktion

Inklusive:

- Romexis-Software
- 3D-Rekonstruktionsrechner
- 3D-Lizenz für 2 Nutzer
- 2D-Lizenz für 5 Nutzer
- Prüfkörperset

Optional:

- FRS-Analyse
- Romexis für den Einsatz auf iOS- und Android-Tablets
- Programm zur Bohrschablonenerstellung

ProMax 3D s

Aufnahmevermögen:
8 x 5 cm



~~58.988,00~~

42.900,00

ProMax 3D Classic

Aufnahmevermögen:
8 x 8 cm

inklusive Romexis 3D Implant



~~66.349,00~~

49.900,00

Optional:

Erweiterung auf
8 x 11 cm



1.990,00

ProMax 3D Plus

Aufnahmevermögen:
20 x 10 cm

inklusive Romexis 3D Implant



~~87.462,00~~

62.900,00

Plandent Österreich Spezial für das Volumen 8x8:

Wir erhöhen ihr Diagnosevolumen auf 11x 8!

ProMax 3D 8x8

- 3D und 2D Prüfkörper
- 3 Romexis 2D Lizenzen
- 2 Romexis 3D Lizenzen
- 1 PM Prosensor HD Gr 2 für höchste Kleinbildqualität im Wert von 5.100



Paketpreis

47.990,00

Inklusive aller Montagkosten!

PLANMECA Emerald™ S

Extrem schnelles und flüsterleises Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit

Die bewährten Merkmale des Planmeca Emerald™-Scanners, wie seine kompakte Größe, die autoklavierbaren Anti-Beschlag-Scannerspitzen und die Plug-and-Play-Funktion, sind Bausteine des neuen Planmeca Emerald™ S-Scanners. Der Scanner ist aber auch mit erstaunlichen neuen Funktionen verbessert worden, um selbst die anspruchsvollsten diagnostischen Anforderungen zu erfüllen. Planmeca Emerald S scannt mehr als doppelt so schnell wie sein Vorgänger und macht die Erfassung digitaler Abdrücke reibungsloser als je zuvor.

Mit Planmeca Emerald S können Anwender auch von der neuen Transilluminationsspitze profitieren. Mit der neuen Cariosity-Spitze können Ärzte durch den Zahn sehen und Karies und Risse im Frühstadium mit einem strahlungsfreien Nah-Infrarotlicht erkennen. Da die Zahnfarbenerfassung eine Herausforderung darstellen kann, wurde Planmeca Emerald S auch mit einem Zahnfarbenassistenten ausgestattet. Der Farbtonassistent vereinfacht den Farbanpassungsprozess durch verbesserte Farbgleichmäßigkeit.

Der Scanner verwendet einen neuen Scan-Algorithmus und erleichtert so die hervorragende Scan-Erfahrung indem unerwünschte Daten automatisch entfernt werden. Der Scanner ist zudem vollständig in die Planmeca-Geräte und -Software integriert, was einen außergewöhnlich reibungslosen Arbeitsablauf für Dentalkliniken/-praxen ermöglicht. Gleichzeitig können die Benutzer ihre Scans problemlos durch die offene Architektur mit Kollegen und externen Spezialisten teilen.

Lizenzfrei & offen – jetzt mit Zahnfarbenassistent



~~44.900,00~~

35.200,00

PLANMECA FIT 30e (Emerald S + PlanMill® 30 S)

Hochpräzise Fräseinheit für die Zahnarztpraxis

Nutzen Sie diese kostengünstige Fräseinheit zum Einstieg in die Welt der digitalen Zahnerstellung. **PLANMECA PlanMill® 30 S** wurde für Zahnarztpraxen entwickelt, die nach einer effizienten, präzisen und kosteneffektiven Fräslösung suchen.

- Modernes Design
- Hohe Präzision
- Hochgeschwindigkeitsspindel (max. 100.000 UpM)
- Fräsen einer Krone dauert ca. 16 bis 18 Minuten
- Drehachse zum Fräsen von Blöcken Ihrer Wahl
- Werkzeugwechsler mit 5 festen Stationen
- Blockgröße bis 20 x 40 x 85 mm
- Maße in geschlossenem Zustand (B x H x T) 661 x 442 x 544 mm
- Inklusive Laptop

Inklusive PlanCAD Easy – Complete

Inklusive PlanCAD Easy – Mill Only

Weitere Lizenzen auf Anfrage

~~96.969,00~~

69.900,00



Röntgen



Dentsply Sirona Orthophos E

- 2D-Csl-Sensor für sichere Befundung dank verlässlicher Bildqualität
- Wichtige 2D-Programme für die Basisdiagnostik in 2D
- MultiPad-Bedienpanel und bewährte Patientenpositionierung für einfache Bedienung und sichere Patientenfixierung
- Fernröntgenausleger links für Ceph-Aufnahmen, optional bestellbar oder jederzeit nachrüstbar

~~29.500,00~~

21.900,00



~~35.000,00~~

24.900,00

Dentsply Sirona Orthophos S

- 2D-Csl-Sensor mit Autofokus-Funktion für zeichenscharfe, autofokussierte Aufnahmen auch in anatomisch schwierigen Fällen
- Umfassende 2D-Programme
- Bissflügel-, Sinus- oder Kiefergelenksaufnahmen
- Automatische Patientenpositionierung für maximale Konstanz
- DVT und Fernröntgenausleger links oder rechts nachrüstbar

Röntgen

Dentsply Sirona Orthophos SL 3D

Der integrierte Direct Conversion Sensor (DCS) definiert den Standard der Panorama-Bildgebung völlig neu – und liefert einzigartig hohe Zeichenschärfe.

- Einzigartiger DC-Sensor mit Autofokus-Funktion für herausragende HD-Aufnahmen in höchster Bildqualität
- Sharp-Layer-Technologie für die Darstellung in unübertroffener Zeichenschärfe
- Autopositionierung mit Okklusalaufbiss und Touchpad für jederzeit optimal positionierte Aufnahmen und einfache Reproduzierbarkeit
- Low-Dose- und HD-Funktion
3D-Aufnahmen im Dosisbereich von 2D-Röntgenbildern, HD-Aufnahmen mit bis zu 80 µm Auflösung
- Umfassende Panorama- und Fernröntgenprogramme für Bissflügel-, Sinus- oder FRS-Aufnahmen, Fernröntgenausleger optional links oder rechts und jederzeit nachrüstbar
- Aufnahmevolumen 11 x 10 cm

Das Plug-&-Ray-Set ist nicht Teil des Lieferumfangs. Es ermöglicht die einfache Digitalisierung dank iPad und Sidexis iX App. Mehr Informationen unter: www.dentsplysirona.com/imaging/plug-and-ray



~~99.900,00~~

69.900,00

Bis zu 36.000,00 Preisvorteil

Mit Low-Dose-Modus



8 x 8 cm Low-Dose bei 8 µSv

Mit DCS-Technologie



Registrieren Sie Ihr neues Röntgengerät von Dentsply Sirona für eine Garantieverlängerung auf insgesamt bis zu 5 Jahre für nur 500,00 € für intraorale Röntgengeräte und 2.500,00 € für extraorale Röntgengeräte. Die Garantieverlängerung gilt für Dentsply Sirona Originalteile und Technikereinsätze vor Ort; Anfahrt und sonstige Aufwendungen werden separat in Rechnung gestellt. Die Registrierung muss innerhalb von 3 Monaten nach Erwerb Ihres Röntgengeräts erfolgen.

Registrierung erfolgt über www.dentsplysirona.com/imaging/garantie

Röntgen

Dentsply Sirona Xios Scan Speicherfolienscanner

- Verlässliche Bildqualität durch High End 22 lp/mm Scan-Technologie
- Automatische Folienerkennung
- Weiße Rückseite der Speicherfolie ermöglicht hervorragende Sichtbarkeit im Mund und verhindert Verwechslung der Folienseiten
- 4 Foliengrößen (0–3) verfügbar



~~8.990,00~~

7.190,00

Dentsply Sirona Xios XG Supreme Sensoren

- HD-Bildqualität mit 33 LP**
- Dynamischer Schärferegler
- WiFi-Option für eine kabellose Bildübertragung
- Einfacher Kabelwechsel
- 3 Sensorgrößen

** Theoretische Auflösung.



~~7.330,00~~

5.840,00

Dentsply Sirona Heliodent Plus

Schnell und sicher intraoral röntgen
Wandmodell mit Tragarmlänge wahlweise:
1.520 mm, 1.790 mm oder 2.040 mm



~~5.990,00~~

4.290,00

DÜRR DENTAL VistaScan Mini View

Der Speicherfolienscanner mit Touchdisplay für alle intraoralen Formate

Darauf kommt es an:

- Exzellente Bildqualität
- Hochauflösendes Touchdisplay
- ScanManager für optimalen Praxis-Workflow
- Für alle intraoralen Formate
- PC-Anbindung über WLAN/LAN
- Stand-alone-Betrieb möglich

~~8.999,00~~

6.590,00



Alle intraoralen Formate

Mit dem VistaScan Mini View lassen sich alle intraoralen Speicherfolienformate verwenden – von Größe 0 bis 4.

Das Handling ist so einfach wie beim analogen Film.

Hygiene

**Dentsply
Sirona** **DAC Universal**

DAC Universal – Schließen Sie Ihre Hygienelücke.

~~7.482,00~~

5.890,00

Ganz sicher

- Vollautomatische, sichere Instrumentenaufbereitung
- Erfüllt die Anforderungen aus den Empfehlungen des RKI und BfArM
- Validierbarer Reinigungs- und Desinfektionsprozess
- Reinigungs- und Desinfektionsprozess entsprechend DIN EN ISO 15883

Ganz sauber

- Gründliche Außen- und Innenreinigung mit kaltem Wasser
- Spezialadapter für unterschiedliche Instrumentenhersteller

Ganz schnell

- Zeitersparnis und Kosteneffizienz auf Knopfdruck
- 6 Instrumente können in nur 15 Minuten aufbereitet werden – inklusive Kühlungsschritt
- Dokumentation mit Drucker und PC-Software möglich

Lieferumfang:

- Deckel Blue
- 1 Flasche Nitram Oil Pflegekonzentrat
- Wasserfilter
- Sterilfilter
- Luftfilter
- Netzkabel
- Schlauch
- Schraubendreher für Adapter

Inklusive Check-&-Clean-Kit

- Check-&-Clean-Aufsatz
- Check-&-Clean-Deckel
- NitraClean Reinigungstabletten
- Spritze
- Watterollen
- Schraubendreher für Abwasserfilter
- Abwasserfilter

Aktionspaket:

- 1 x DAC Universal mit Touchdisplay
- 1 Installationskit
- 6 Adapter nach Wahl



In Verbindung mit dem Kauf eines DAC Universal können Sie 3 Hand- und Winkelstücke oder Turbinen der T1- und T2-Klassen bestellen. Sie erhalten zusätzlich die nach Anzahl und Ausführung gleichen Instrumente geliefert. Ein entsprechender Preisvorteil wird bei der Gesamtlieferung berücksichtigt. Der 3+3 Vorteil kann pro gekauftem DAC Universal nur einmalig abgerufen werden. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder individuellen Einkaufskonditionen.

Hygiene

MELAG MELAtherm 10 Thermodesinfektor

~~8.230,00~~

7.190,00

Exklusiv bei MELAG – ohne Aufpreis:

- Aktivtrocknung inklusive
- Dosiermodul inklusive
- Dokumentationsmodul inklusive
- Starterset MEtherm inklusive
- Praxisoptimierte Aufbereitungskammer
- Keine Dokumentationssoftware erforderlich



Beladungsbeispiel

- 00197 Basiskorb mit Injektorschiene
- 80020 Flexkorb 2
- 00180 Einsatzgestell für 3 MELAstore Trays/Siebketten
- 01181 3 MELAstore Tray 100
- 80120 Flexkorb für Scheren und Klemmen
- 80110 Flexkorb für Abdrucklöffel
- 00133 Kleinteilebehälter
- 00184 Instrumentenkorb

~~2.013,00~~

1.499,00



Abbildung ähnlich



~~664,00~~

520,00

Aktionspaket

- 1 Injektorkorb Flex 1
- 6 ZEG-Spitzen-Adapter
- 2 Einzelfiltergehäuse

Andere Zusammenstellungen auf Wunsch möglich – Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter erstellt Ihnen gern ein individuelles Angebot!

Hygiene

MELAG Vacuklav 40 B+ Evolution

Mit dem Schnell-B-Programm ist er einer der schnellsten seiner Klasse!

Rekordbetriebszeiten von 10 bzw. 17 Minuten. Software zur Freigabe und Chargenrückverfolgung inklusive. Extragroßes Colour-Touchdisplay.

Sparpaket:

- 6 Tablett + 2 Tablett kurz
- 1 MELAdem-40-Wasseraufbereitung
- 1 MELAflash-CF-Kartenlesegerät
- 1 MELAflash-CF-Speicherkarte

~~10.382,00~~

7.690,00



Hygiene

~~1.210,00~~
1.049,00



MELAG MELAseal 200

Das kompakte validierbare Siegelgerät MELAseal 200 vereint die Vorzüge der erfolgreichen Baureihe MELAseal 100+ mit den Vorteilen großer Durchlauf-Siegelgeräte. MELAseal 200 erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2 vollständig. Besonders bei der Bedienung und der Dokumentation setzt das MELAseal 200 Maßstäbe. Schon nach etwa 90 Sekunden Aufheizzeit ist MELAseal 200 einsatzbereit. Die Siegelzeit beträgt 3 Sekunden. Die Folien können ohne Unterbrechung hintereinander gesiegelt werden.

~~1.190,00~~
999,00

Euronda Euroseal Valida

Validierbares Foliensiegelgerät

Das validierbare Folienschweißgerät für zuverlässige Sterilgutverpackung. Mit variablem und ausziehbarem Rollenhalter, intuitivem Bedienfeld, Speicherkarte und LAN-Anschluss. Inklusive Dokumentationsprogramm.



Hygiene

Miele

Thermodesinfektor PG 8581/ Thermodesinfektor PG 8591

- Für bis zu 22 Übertragungsinstrumente
- Trocknungsfunktion EcoDry bei PG 8581
- Effiziente Heißlufttrocknung DryPlus bei PG 8591
- Ethernet-Modul zur Prozessdokumentation
- Gründliche und sichere Reinigung von Hohlkörperinstrumenten



Thermodesinfektor PG 8581
weiß

~~6.675,00~~

5.690,00

Thermodesinfektor PG 8591
weiß, mit integrierter
Heißlufttrocknung DryPlus

~~10.400,00~~

8.690,00

Exklusives Vorteilspaket PG 8581 und PG 8591



A 105 Oberkorb/Injektor
A 151 Unterkorb/Lafette

Diverse Einsätze und Zubehör:

E 473/2 Einsatz
E 430/1 Einsatz 1/3-Siebschale
A 803 Adapter für HuW/Turbinen (3 St.)
E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente
A 800 Filterrohr
A 804 Reinigungsbürste für Filterrohr

~~2.200,00~~

1.880,00

Vorteilspaket ohne Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken

A 105 Oberkorb/Injektor
A 151 Unterkorb/Lafette

Diverse Einsätze und Zubehör:

E 473/2 Einsatz
E 430/1 Einsatz 1/3-Siebschale
E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente

~~1.560,00~~

1.310,00

Hygiene

Miele PWD 8531

- Auf Tischgerät mit 2 integrierten Chemievorratsbehältern
- Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt, z. B. 6 Übertragungsinstrumente und 6 Absauger sowie weiteres Spülgut
- Kompakte Bauform und flexible Platzierung als Auf Tisch-Variante
- „Touch on Glass“-Bedienung mit Direktwahltasten und 4"-Farbdisplay
- Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA-Filter H 14
- 2 integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Integrierter Wasserenthärter
- Wechselstromanschluss
- Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker

~~6.990,00~~

6.290,00



Versorgung

DÜRR DENTAL Kompressor Duo Tandem

Mit elektronischer Steuerung

- Duo-Tandem-Kompressor mit Membran-Trocknungsanlage und einem Aggregat
- Membran-Trocknungsanlage für 100 % Leistung nonstop
- Überwachung und Verwaltung des Kompressors mit der Software Tycor Pulse
- Zweites Aggregat nachrüstbar und somit bis zu 4 Behandler möglich

~~4.990,00~~
3.990,00



DÜRR DENTAL Power Tower Silence

In der Ruhe liegt die Kraft

Power Tower Silence kombiniert Druckluft und Absaugung in einem Gehäuse

PTS 200/01

- 1 Kompressoraggregat
- Membran-Trocknungsanlage
- Kombinations-Saugereinheit VS 900 S
- Amalgamabscheider CA 4
- Aufstellfläche 0,4 m²

~~14.310,00~~
11.490,00



DÜRR DENTAL CA 4 Amalgamabscheider

mit Standard-Anschlusssteilen, Fernanzeigeelement und Ersatz-Amalgam-Einwegbehälter. Gerät netzwerkfähig.

~~2.720,00~~
2.190,00



DÜRR DENTAL Kombinations-Saugereinheit VS 900 S

- Nasses Saugsystem kombiniert Absaugung und Separierung zentral auf einer Antriebswelle
- Sofort Vakuum an der Kanüle durch schnelle Hochlaufzeit
- Betriebssicherheit durch bewährte und robuste Technologie
- Für bis zu 3 Behandler

~~3.950,00~~
3.190,00



Implantologie

W&H Implantmed SI-1023

Sicher, einfach und flexibel

Mit dieser Einheit können oralchirurgische Eingriffe in den Bereichen Implantologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sicher durchgeführt werden.

- Fußsteuerung Wireless
- Kompakter Motor mit Licht
- Integrierte Dokumentation: Aufzeichnung der Anwendungsschritte über USB-Stick
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzeroberfläche
- Beste Ergonomie
- 12 Monate Garantie



~~3.970,00~~

3.290,00

W&H Osstell Beacon

Implantatstabilitätsmessung

Das Osstell Beacon hilft Ihnen dabei, die Implantatstabilität objektiv festzustellen und den Grad der Osseointegration zu messen, ohne den Heilungsprozess zu gefährden. Es handelt sich um ein schnelles und nichtinvasives Diagnoseinstrument, das präzise Informationen liefert, die zum Treffen fundierter Entscheidungen benötigt werden.

Das kompakte Diagnoseinstrument funktioniert kabellos und verschafft Ihnen so mehr Bewegungsfreiheit in Ihrer Praxis.

- Überwachung der Osseointegration und Evaluierung der Implantatstabilität
- Einzigartige Technologie auf der Basis von 900 wissenschaftlichen Artikeln
- Optimale Bedienerfreundlichkeit und intuitive ISQ-Messungen
- Leicht zu interpretierende Ergebnisse anhand eines Farbschemas
- Implantatdaten analysieren mit Osstell Connect und aussagekräftiges Feedback zur Effizienz der Implantatbehandlung
- Hervorragend geeignet für eine digitale Arbeitsumgebung

Lieferumfang:

- USB-Dongle für die Bluetooth-Kommunikation
- 1 Osstell TestPeg
- 1 SmartPeg-Eindrehhilfe
- Bedienungsanleitung

Abmessungen: 210 x 35 x 25 mm

Gewicht: 0,7 kg



2.290,00

Prophylaxe



~~7.950,00~~

6.990,00

EMS+ AIRFLOW Prophylaxis Master

AIRFLOW Prophylaxis Master ist die jüngste Innovation von EMS zur erfolgreichen Anwendung der „Guided Biofilm Therapy“.

Das Gerät verfügt über AIRFLOW und PIEZON Ultraschall und stellt somit eine umfassende Lösung für die Prophylaxe- und Parodontalbehandlung dar.

NSK Varios Combi Pro

Die 2-in-1-Prophylaxekombination. Ultraschall-Scaler und Pulverstrahlgerät in einem – für eine effiziente und komfortable Zahnreinigung und Biofilm-Entfernung.

- Blitzsauberes Handling: intuitive Bedienung, großes LCD-Display, automatische Funktionserkennung, Einstellungsspeicherung
- Mühelose Instandhaltung und einfache Wartung

Das NSK Prophylaxe-Paket enthält ein Varios Combi Pro inklusive:

- 1 x Prophy-Kit VCP
- 1 x VA2-LUX Ultraschallhandstück
- 2 x Perio-Kit VCP



~~7.199,00~~

4.990,00

Mobile Behandlung & Diagnostik

NSK VIVA ace

Bestehend aus:

- VIVA ace Basisset
- Steuereinheit, AC Stromkabel, Koffer
- Fußsteuerung
- Absaug Schlauch komplett (Schlauch/Ventilaufsatz)
- Sekretbehälter, Absaugkanülen (10 Stück)
- Wasserflasche komplett, 3-F-Spritze
- Tragegurt

VIVA ace Motorkit

- NLX plus Mikromotor, NLX plus Motorkabel
- Motorkappe, Schutzstecker

VIVA ace Scalerkit

- VA2-Lux Handstück, VA2-Lux Handstückkabel
- Scaling-Aufsätze (G6, G8)
- Drehmomentschlüssel (für Aufsatzwechsel)
- Aufsatzhalter

~~9.499,00~~

7.699,00



EXTARO 300

Neues ZEISS Mikroskop bringt Augmented Vision zur Zahnmedizin

Innovationsführer präsentiert bahnbrechende Neuheiten für Visualisierung, Bedienung und Patientenkommunikation in der Zahnheilkunde

- Karieserkennung
- Natürliches Weißlicht
- Connect App
- Einhandbedienung
- Varioskop-Objektiv inklusive
- Boden- oder Wandstativ inklusive

Darstellung zeigt Sonderausstattung.

27.500,00

Plandent Starterpaket: Inklusive dentalspezifischer Planung

Sie sparen
-25%

5 Jahre Garantie auf Röntengeräte und Einheiten*

Das Plandent Starterpaket besteht aus folgenden hochwertigen Geräten:

Behandlung:

- 2x Compact I Classic, für Naßabsaugung, OP Leuchte, USZEG,
- 2x Minetto Mikromotor, 1x Turbinenlinie, Multifunktionspritze, Helferinnenelement mit Absaug- und Speichelsaugerschlauch
- 2x NSK Winkelstücke rot X 95 L
- 2x NSK Winkelstücke blau X 25L
- 2x Tavom Metallmöbelzeilen weiß, Standard 4-teilig
Wahlweise auch Mann Holzmöbel (ohne Aufpreis)

~~133.200,00~~

99.900,00

Röntgenraum:

- 1x PM Pro X Intraoralröntgen
- 1x Proscanner II oder Prosensor Gr. 1
- 1x Planmeca ProOne Panorama Röntgen
- 1x Jörg und Sohn Röntgenwandstuhl

Hygiene:

- 1x W+H B-Sterilisator Lara 17 Liter
- 1x W+H Assistina Twin MB 302
- 1x Scican Tisch -RDG, Hydrim 61 WD G4 LCS validierbar
- 1x Euroseal Folienschweißgerät 2001 plus 149957

Aggregate:

- Dürr Kompressor Duo 5252-01
- Dürr Absaugmaschine VS 900
- Dürr Amalgamabscheider CA 2

* bei Durchführung aller Wartungen nach Herstellerangabe

Alles was Sie
für Ihre Praxis
benötigen – aus
einer Hand!

Ihre Plandent-Hotline

0800 / 808032

Graz

Telefon: +43 (0) 316 / 225883
Fax: +43 (0) 316 / 225884-15
E-Mail: team.graz@plandent.at

Wals

Telefon: +43 (0) 662 / 857700
Fax: +43 (0) 662 / 857700-4
E-Mail: team.salzburg@plandent.at

Wien

Telefon: +43 (0) 1 / 6620272
Fax: +43 (0) 1 / 6620272-20
E-Mail: team.wien@plandent.at

