

Aktuelle Angebote

Gültig vom 01.07.2019 bis 31.08.2019

Juli/August

Preisknüller!

3,59 €

TePe

Interdentalbürsten

Extra-weiche Interdentalbürsten mit ergonomischem Halter. Der Griff bietet optimale Kontrolle und erleichtert die Anwendung deutlich. Eine Hülse lässt sich zum Schutz der Bürste oder als Verlängerung des Griffes verwenden.

- Die effektivste Art, Plaque zwischen den Zähnen zu entfernen.
- Der Draht ist abgerundet und kunststoffbeschichtet für eine sichere und schonende Reinigung der Zähne und Implantate.
- Extra weiche Borsten für eine schonende und sichere Reinigung um die natürlichen Zähne und Implantate herum.

Packung, 8 Stück

3,59 €



ORBIS

Interdentalbürsten

Größen- und farbcodierte Interdentalbürsten. Ein flexibler Silikon Griff sorgt für einen stabilen und sicheren Halt. Die mitgelieferte Transportkappe kann auch als Erweiterung des Griffes verwendet werden. Das Produkt ist geeignet für die Interdental-, Implantat- und kieferorthopädische Reinigung geeignet

Packung, 8 Stück

Brush 0,4, Hellrot (pink)	266574	0,99
Brush 0,45, Orange	266575	0,99
Brush 0,5, Rot	266576	0,99
Brush 0,6, Blau	266577	0,99
Brush 0,7, Gelb	266578	0,99
Brush 0,8, Grün	266579	0,99

Aktion: Beim Kauf von 10 Packungen Orbis Interdentalbürsten erhalten Sie 2 weitere Packungen ohne Berechnung!



Preisknüller!

0,99 €

Plandent

www.plandent.at

Hygiene & Prophylaxe



Proxeo Aura Pulverstrahler

- Praktischer Regelring für einfaches Wechseln zwischen Prophy- und Parobehandlungen
- Optimal gebündelter Pulverstrahl für ein kontrolliertes Spraybild und weniger Pulveremission
- Sprayaufsätze mit verschiedenen Winkeln und Längen für beste Erreichbarkeit
- Transparente Pulverkammer für bequemes Nachfüllen und einfache Kontrolle der Pulvermenge

*Handstück für verschiedene Anschlüsse verfügbar: Roto Quick, Multiflex®, NSK, Sirona

PROPHY-SET

Proxeo Aura Pulverstrahlhandstück*			
+ Sprayaufsatz 120°	*	1.006,00 €	669,90 €
+ Prophylaxis Powder SOFT und Sensitive-Glycine Powder			



669,90 €



Proxeo Ultra

- Einzigartiges Schnellspannsystem Q-Link
- Herzschrittmacherkompatibilität
- Kabellose Fußsteuerung
- Automatische Füllstanderkennung
- Erhältlich mit 3 verschiedenen Handstücken für Q-Link, W&H/EMS/Mectron und W&H/Satelec/NSK Gewinde**
- Spezielles Reinigungsprogramm

* wählbar aus dem W&H Sortiment

** EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® sind Marken von Drittparteien

PAKET

Proxeo Ultra PB-530			
+ Fußsteuerung C-NW + Handstück Q-Link PB-5 L Q + 2 Q-Link Spitzen*	270174	2.592,00 €	1.790,00 €
<small>(4 Stk. bereits im Lieferumfang enthalten)</small>			

PAKET
Aura + Proxeo Ultra
2222,00 €

1.790,00 €



schülke + desderman® pure

6,80 €



Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Produktmerkmale:

- aufgrund des Ethanolgehalts mit ausgeprägter mikrobizider und viruzider Wirksamkeit
- begrenzt viruzid PLUS innerhalb der hygienischen Händedesinfektion nach DVV und EN
- inaktiviert Noroviren in 15 Sek. (Prüfvirus: Murines Norovirus)
- der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege durch bewährtes Rückfettungssystem
- farbstoff- und parfümfrei, daher besonders hautfreundlich

Anwendungsgebiete:

- hygienische Händedesinfektion: 3 ml desderman® pure 30 Sek. in die trockenen Hände einreiben.
- chirurgische Händedesinfektion: Eine ausreichende Menge desderman® pure 90 Sek. in die Hände und Unterarme einreiben.

500ml Flasche	265290	8,05	6,80 €
---------------	--------	-----------------	---------------

schülke + desmanol® pure

4,29 €



Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit Hautpflege Plus.

Produktmerkmale:

- Wirksam gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren (inkl. HBV,HCV, HIV, Vaccinia)
- der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege dank innovativem Rückfettungssystem aus Dexpanthenol + Ethylhexylglycerin
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch getestet

Anwendungsgebiete:

- hygienische Händedesinfektion (EN1500): 3 ml desmanol® pure mind. 30 Sek. in die gereinigten, trockenen Hände einreiben.
- chirurgische Händedesinfektion (EN 12791): Eine ausreichende Menge desmanol® pure 90 Sek. in die Hände und Unterarme einreiben.

500ml Flasche	265594	5,25	4,29 €
---------------	--------	-----------------	---------------

Hygiene & Prophylaxe

99,90 €

Sie kennen
ihn bereits als
ClasenUNO

Dentsply
Sirona



Spiegelsauger - SB PUREVAC HVE ULTRA FS

Der Spiegelsauger „ClasenUNO“ ermöglicht beidhändig behandelnden Zahnärzten mehr Effizienz und reduziert die Notwendigkeit vierhändiger Eingriffe. Die Assistenz kann so andere Aufgaben übernehmen.

Der Vorteil von indirektem Sichtfeld und Beleuchtung durch den Spiegel kann in Kombination mit einer HVE-Absaugung in zahlreichen Nass- und Trockenverfahren genutzt werden.

Zudem kann der Spiegelsauger für präventive und restaurative Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Zahnsteinentfernung mit Ultraschall und dem Airpolishing-Verfahren.

SB PUREVAC HVE ULTRA FS

12 Stück 266848 ~~107,29 €~~ **99,90 €**

29,90 €



SUNSTAR

Paroex Mundwasser

Eignet sich zur Begleittherapie bei Infektionen der Mundschleimhaut sowie zur postoperativen Versorgung nach dentalchirurgischen Eingriffen bei Erwachsenen und Kindern, die älter als 6 Jahre sind.

- Optimierte orale Antisepsis für den Praxis-Alltag und für den Patienten zu Hause
- Antiseptisch wirksames Chlorhexidin in einer Konzentration von 1,2 mg/ml
- Angenehmer Geschmack – fördert die Compliance
- Alkoholfrei

Flasche à 5000 ml 264505 **29,90 €**

Aktion: Bei Abnahme von 3 Flaschen, erhalten Sie einen Pumpenkopf ohne Berechnung!

24,90 €

ORBIS



Orbis Take Home Whitening

Orbis White Wasserstoffperoxid-Gel ist zum Bleichen für zu Hause. Das 6% Whitening Kit ist für den Tagesgebrauch (2 x 30 min). Das 16% Kit ist für die Nachtanwendung vorgesehen. Das Whitening Gel ist mit Minzgeschmack und enthält Kaliumnitrat. Im Kühlschrank lagern. Das Paket enthält eine Bedienungsanleitung, 4 Bleichröhrchen, Bleichlöffel und einen Aufbewahrungsbehälter.

Whitening Kit 6%, 4 X 3 ml 124401 **24,90 €**
Whitening Kit 16%, 4 X 3 ml 124402 **24,90 €**

Like

19,90 €

Prophylaxeschaum

Förderung der Remineralisation des Zahnschmelzes nach professioneller Zahnreinigung.

- Mit Xylitol und Fluorid
- Wehrt Säureangriffe ab
- Tropft nicht
- Kurze Einwirkzeit
- Zur Anwendung im Tray geeignet



Erdbeere 1x125g 163254 **19,90 €**
Minze 1x125g 163255 **19,90 €**

Like

14,90 €

Applikationslöffel für Prophylaxeschaum

Farbcodierte Löffel in drei Größen. Packung mit 50 kombinierten Ober- und Unterkieferlöffel. Latexfrei und flexibler Kunststoff.



Packung 1x50 Stück

Small, Gelb 163561 **14,90 €**
Medium, Grün 163562 **14,90 €**
Large, Blau 163563 **14,90 €**

0,55 €

ORBIS

Zahnbürsten

Die Orbis Zahnbürsten bieten Ihnen weiche handgearbeitet Borsten für die präzise Reinigung. Für den Verkauf einzeln verpackt. Farbensortiment: lila, grün, pink und blau.



Zahnbürste Orbis Baby 0-3 J. 267253 **0,55**
Zahnbürste Orbis Kid 3-6 J. 267254 **0,55**
Zahnbürste Orbis Junior 7-10 J. 267255 **0,65**
Zahnbürste Orbis Adult 267256 **0,75**

Aktion: Bei Abnahme von 50 Stück Orbis Zahnbürsten sortenrein erhalten Sie 10 Stück der gleichen Sorte ohne Berechnung!

Material Aktion

499,90 €

VOCO

VisCalor® bulk

Thermoviskoses Bulk-Fill Composite

Durch Erwärmung ist das Material bei der Applikation fließfähig und wird anschließend sofort modellierbar (Thermo-Viscous-Technology)

Optimales anlieën an Ränder und unter sich gehende Bereiche – minimiert die Gefahr von Randspaltbildung.

- 4 mm Bulk-Fill ohne Übersichten
- Luftblasenfreie Applikation
- Eine universelle und drei ästhetische Farbe
- Schlanke Kanüle - ideal für schwer zugängliche Bereiche

Set VisCalor Dispenser 80 x 0,25 g Caps

16 x universal, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3), VisCalor Dispenser	27025	-549,00 €	499,90 €
---	-------	-----------	-----------------

Caps 16 x 0,25 g	*	-64,50 €	59,90 €
-------------------------	---	----------	----------------



289,90 €

Wir empfehlen!



GC

EQUIA Forte

EQUIA Forte auf einen Blick

- Das System erfordert keine Schichttechnik, es klebt nicht, ist stopfbar und passt sich hervorragend an die Kavitätenwände an
- Da EQUIA Forte fast keinen Schrumpfungstress ausübt, eignet es sich selbst für tiefe Kavitäten als echtes Bulk-Fill-Material
- Kofferdam kann optional eingesetzt werden und die chemische Adhäsion ersetzt komplizierte Bondingverfahren
- Umfassende Oberflächenbehandlung sind nicht notwendig, da nur ein einmaliges Auftragen von EQUIA Forte Coat erforderlich ist
- Der brillante Glanz und die ebene Oberfläche mit dem dauerhaften natürlichen Glanz, sind jetzt einfacher als jemals zuvor zu erzielen
- Gesamtverarbeitungszeit ungefähr 3,5 Minuten*
- Zunahme der Festigkeit des Glasionomers mit der Zeit aufgrund des einmaligen Reifungsprozesses durch den Speichel
- Erweitertes Einsatzgebiet im Vergleich zu EQUIA

EQUIA Forte Fil erhalten Sie in den acht Vita® Farben A1; A2; A3; A3,5; B1; B2; B3 und C4.

*Die Verarbeitungszeit basiert auf den Erfahrungen des Herstellers

Steigen Sie jetzt ein:

Equia forte, Farbe A2 oder A3

Packung á 100 Kapseln	*	-323,8 €	289,90 €
-----------------------	---	----------	-----------------

Aktion: Kaufen Sie 3 Pkg. Equia forte Kapseln á 100 Stk. und erhalten Sie einen GC Silvermix Kapselmischer im Wert von 347,00 ohne Berechnung!

Empfohlen

GC Equia Forte Coa 50 x 0.1 ml	257944	-105,90 €	89,90 €
--------------------------------	--------	-----------	----------------

GC Kapselmischer 1 Stück	190523		347,00 €
--------------------------	--------	--	-----------------

89,90 €



224,80 €

VOCO

Futurabond U

Dualhärtendes Universal-Adhäsiv

Ein Bond für alle Fälle! Jedes weitere Adhäsiv in einer Praxis ist überflüssig! Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch: Der Anwender hat die freie Wahl

Herausragende Anwendungsvielfalt:

- für direkte und indirekte Restaurationen
- uneingeschränkt kompatibel mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden Composites auf Methacrylatbasis ohne zusätzlichen Aktivator für Dualhärtung
- sichere Haftung zu diversen Materialien wie Metallen, Zirkon- und Aluminiumoxid sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer
- Behandlung überempfindlicher Zahnhäule
- Schutzlack für Glasionomer Zementfüllungen, etc.
- In einer Schicht aufzutragen – gesamte Verarbeitungszeit nur 35 Sekunden
- Hervorragende Haftwerte im Vergleich zu anderen Universal-, Self- und Total-Etch-Adhäsiven
- Feuchtigkeitstolerant
- Keine Kühlschranklagerung notwendig

Packung, 200 Stück	232061	-331,00 €	224,80 €
--------------------	--------	-----------	-----------------

Aktion: Kaufen Sie eine Packung mit 200 Stück und erhalten eine Packung mit zusätzlichen 50 Stück gratis!



Material Aktion



ab 42,90 €

COLTENE Brilliant Everglow

Universalkomposit mit langanhaltender Glanzbeständigkeit.

- Sehr schnell auf Hochglanz polierbar
- Hervorragende Glanzbeständigkeit
- Einfache Farbwahl mit sieben Universal- und zwei Schmelzfarben
- Geschmeidige Konsistenz für einfaches Handling
- Das abrasionsbeständige Komposit eignet sich für Front- und Seitenzahn-Restorationen

Spritze, 3g	*	42,90 €
Kapseln, 20x 0,2g	*	59,90 €

73,90 €

COLTENE One Coat 7 Universal

Lichthärtendes Ein-Komponenten Universal-Adhäsiv.

- Self Etch, Selective Etch und Total Etch, ein Bond für alle Adhäsivtechniken
- Mit Aktivator für chemisch härtende Produkte
- Hervorragende Haftwerte auf Schmelz und Dentin
- Exzellenter Randschluss und ausgezeichnete Randsichtigkeit
- Die ergonomisch geformte, dreieckige Flasche liegt gut in der Hand und ermöglicht dank ihres fein dosierbaren Tropfers ein besonders präzises und wirtschaftliches Arbeiten



Flasche, 5 ml	244720	73,90 €
---------------	--------	---------

49,90 €

BRAUN Silkam Nahtmaterial

Seidenfaden schwarz, geflochten, beschichtet (nicht resorbierbar).

Kurzfäden ohne Nadel, Alternative zu Flachspulpackungen.

Nadel schneidend:

HS 15, 1/2 Kreis, 15 mm	HS 21, 1/2 Kreis, 21 mm
HS 18, 1/2 Kreis, 18 mm	HS 23, 1/2 Kreis, 23 mm



Inhalt: 12 Stück	*	58,70 €	49,90 €
------------------	---	---------	---------

ab 59,90*



Dyract Xtra

Das kariespräventive Füllungsmaterial für Patienten, die eXtra Schutz brauchen

- Über 15 Jahre klinischer Erfolg.
- Kariesprotektiver Effekt nachgewiesen.
- Besonders für junge, ältere und Patienten mit erhöhtem Kariesrisiko.
- Für alle Kavitätenklassen im Front- sowie im kaukraftbelasteten Seitenzahnbereich.



20x 0,25 g	*	73,90 €	64,90 €
------------	---	---------	---------

***Aktion:** Bei der Abnahme von 10 Packungen, erhalten Sie die Packungen zum Stückpreis von je 59,90 €.

56,00 €



Integrity MultiCURE

Für bessere Provisorien

Das temporäre Kronen- und Brückenmaterial Integrity ist ein selbstmischendes Zwei-komponentenmaterial auf der Basis multifunktionaler Methacrylatester, das als kurz- und langfristiges temporäres Kronen- und Brückenmaterial dient.

- Schnelle und hochfeste Provisorien durch optionale Lichthärtung
- Spart bis zu 30% Arbeitszeit
- Sehr gute Polierbarkeit
- Exzellente Ästhetik: erhältlich in 4 Farben (A1, A2, A3, A3,5) mit Fluoreszenz



1x 76 g	*	56,00 €
---------	---	---------

169,90 €



SDR flow+ 24

Die stressarme SDR-Technologie ermöglicht die Bulkfill-Technik in 4 mm Inkrementen mit einem fließfähigen Material für exzellente Adaptation und Selbstnivellierung und ist in seiner Kategorie nach wie vor unübertroffen. SDR bewährt sich stets aufs Neue als der schnellere und einfachere Weg zu verlässlichen Klasse-I- und Klasse-II-Füllungen. Darüber hinaus eignet es sich dank seiner guten Handhabungseigenschaften ideal für viele andere Indikationen wie die Behandlung von Milchzähnen, zur Fissurenversiegelung, für postendodontische Restaurationen und sogar zum Stumpfaufbau. Farbe Universal



50x 0,25 g	257508	169,90 €
------------	--------	----------

Material Aktion



25,90 €



Racestyptine Cord N

Impregnierter, geflochtener Faden für die kurzzeitige Retraction der Gingiva vor einer Abdrucknahme und bestimmte Eingriffe, für die eine kurzzeitige Blutstillung notwendig ist. Mit Aluminiumchlorid und Kaliumsulfat imprägniert. Lidocainfrei.

Flasche	*	25,90€
---------	---	---------------

12,67 €



Septoject Evolution

Sterile zahnärztliche Kanüle mit patentierten skalpellförmigen Schliff für Zylinderampullen. Routinemäßige Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika durch Infiltrationsanästhesie oder intraligamentäre Anästhesie. Leichteres Einstechen dank skalpellförmigen Schliff für mehr Komfort: signifikant geringere Beschwerden für den Patienten, bessere Kontrolle, da weniger Kraft für den Einstich erforderlich ist (29% weniger Einstichkraft). Hervorragende Widerstandsfähigkeit selbst bei mehrfachen Injektionen. Geringere Auslenkung (32% weniger Auslenkung) dank zentralisierter Spitze für mehr Präzision.

Packung à 100 Stück	220866	-14,90€	12,67€
---------------------	--------	---------	---------------

28,05 €



Alveogyl

Eugenolhaltige Paste zur Einlage in die Alveole bei Alveolitis. Schmerzstillende Wirkung unterstützt den Heilungsprozess. Auch als Verbandseinlage für Patienten mit Neigung zu trockener Alveole geeignet. Einfach in der Anwendung: Alveogyl wird einmalig appliziert, wäscht sich allmählich selbst aus ohne Verschluss mit einer Naht oder besonderer Beobachtung und Nachuntersuchung während der Heilungsphase.

Dose à 10g	236250	-33,00€	28,05€
------------	--------	---------	---------------

116,45 €



BioRoot RCS

Bioaktiver Kalziumsilikat-Sealer aus hochreinen synthetisierten Mineralien für ein herausragendes hermetisches Dentin/ Guttapercha- Verbund. Schnell und einfach mit jeder kalten Obturationstechnik anzuwenden. Antimikrobielle Wirkung durch die Freisetzung von Kalziumhydroxid. Im Falle einer Revision kann BioRoot RCS auch wieder mühelos entfernt werden.

Packung	250418	-137,00€	116,45€
---------	--------	----------	----------------

Biodentine

Provisorische Versorgung des Zahnschmelzes, dauerhafte Versorgung des Dentins (Unterfüllung), tiefe bzw. große kariöse Läsionen, Zahnhalsfüllungen, direkte und indirekte Überkappung der Pulpa, Pulpotomie, Wurzelkanalperforationen, Perforationen der Furkation, interne und externe Resorptionen, Apexifikation, retrograde Wurzelkanalfüllungen. Induziert die Bildung von Reaktionsdentin zum Erhalt der Vitalität der Pulpa. Mit dem menschlichen Dentin vergleichbare mechanische Eigenschaften.

Packung	217084	-180,00€	153,00€
---------	--------	----------	----------------

153,00 €



Kleingeräte

ORIGINAL
LASERNEEDLE
Made in Germany

LaserneedleTOUCH

Moderne Lasertherapie im Dentalbereich

Neue therapeutische Möglichkeiten Dank der fünf Hauptwirkungen des therapeutischen Lasers, die mir den verschiedenen Wellenlängen des Lichts erreicht werden können.

Wirkungsweise

- anti-inflammatorisch
- zellproliferierend
- analgetisch
- anti-Bakteriell
- anti-ödematös

Einsatzmöglichkeiten

- intraoral und
- extraoral

Indikationen, bei denen die Therapie sehr gute Ergebnisse erreichen kann

- Craniomandibuläre Dysfunktionen (arthritisch und muskulär)
- Beschleunigung der Zahnbewegung
- Reduktion der Schmerzen der Zahnbewegung und bei Dentiner Hypersensitivität
- Reduktion entzündlicher Zustände, wie Aphten, Gingivitis, Stomatitis oder Parodontitis
- Verbesserte Wund- und Knochenheilung z.B. nach Zahnextraktionen, Gingivektomie oder Distractionen
- Neurorehabilitation bei Nervenschädigungen und Parästhesien

Touch Dental

4 rote Laserkanäle, 5 infrarote Laserkanäle, 1 violetter Laserkanal, Trolley, 2 Dentalhalter (0 und 30 Grad), flexibler Behandlungsarm, Standardzubehör

25010 12.100,00 €

12.100,00 €

Tolle Anwendungen auch für KFO und Chirurgie!
z.B.: Beschleunigung der Zahnbewegung!



MEDENCY
TECHNOLOGY | INNOVATION | PASSION

Für innovative Zahnbehandlungen gemacht

Primo Diodenlaser

Primo ist die perfekte Kombination aus modernster Diodenlasertechnologie und der Innovationskraft sowie Erfahrung der Firma MEDENCY im Dentalbereich.

Es ist Ihr Unternehmen, treffen Sie also die richtige Entscheidung.

Ein großer Mehrwert für Ihre Arbeit und Ihre Tätigkeit:

- Eine tragbare Einheit, die mit Batterie und drahtlosem Pedal arbeitet.
- Großer Bildschirm, große Symbole und breite Tasten
- Extrem intuitive Software
- Master Mode Modalität für Experten
- Sie können das Gerät auf alle Gewebearten einstellen.
- Direkte Leistungsregelung vom Hauptbildschirm aus
- Mehr als 30 voreingestellte Protokolle sind eingebaut.
- Exklusive Verfahren in der Chirurgie, Implantologie und Kosmetik
- Überragender Komfort für den Patienten
- Kompakt, leicht und leicht zu transportieren
- Guter Preis, schneller ROI

5.990,00 €



Lieferumfang:

- Laser Safety Eyewear x3
- Wireless foot control
- Power supply with cable
- Laser warning sign
- Handpiece kit with fibre
- Complete set of disposable tips
- Bio tip + Whitening Arch
- Quick Start Guide CD
- Dedicated Transportation case

Gerät * **5.990,00 €**

Aktion: Beim Kauf eines Geräts, erhalten Sie je 1 Packung Surgery Tip, Perio Tip und Endo Tip im Wert von € 150,00 gratis!

Investitionsgüter

PLANMECA Compact i5

- Absolut kompakt
- Großer Bewegungsbereich
- Einfache und effektive Reinigung nach RKI
- Bequemes Polster: Perfekte Liegefläche
- Auch als Schwinge erhältlich

Arztelement:

- Luzzani Minibrigh 6-Funktions-Spritze mit LED Licht
- 1 x Minetto Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- EMS No Pain LED ZEG

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger
- USB-Anschluss

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Compact i Ultra Relax

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Integriertes Tray (für Schwinge Größe 1 oder 2)
- Warmwasserboiler, Speischale blau
- Externe Nassabsaugung
- Planmeca WEK Wasserdesinfektion, Schlauchreinigungssystem
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne
- Dürr Handstück für Spraynebelabsaugung
- 1 x Planmeca Lumo Arbeitssessel
- Funkfußschalter

Inklusive:

- **Klinikmanagement:** Überprüfen des aktuellen Betriebsstatus Ihrer Klinik/Praxis, wobei alle vernetzten Geräte in einer einzigen, leicht lesbaren grafischen Übersicht dargestellt werden.
- **PlanID:** Die personalisierte Checkkarte für jeden Behandler. Die Karte ermöglicht die Anmeldung zum Laden der persönlichen Behandlungseinstellungen, wie Behandlerposition, Instrumenteneinstellungen u. v. m.

Lackierung: weiß RAL 9016

Polsterfarbe: nach Wahl

Bereits über 50.000 verkaufte Planmeca Behandlungseinheiten weltweit!



~~41.240,00~~

29.990,00 €

oder 60 x 530,69*

Inklusive PlanID und Klinikmanagement



Für mehr Sicherheit: 5 Jahre Ersatzteilgarantie im Wert von 2.500,00 € inklusive

Ausgenommen sind: Filter, Ersatzbirnchen, Membranen, O-Ringe, Absaugschläuche, Antriebsschläuche, Polster, Siebe und autoklavierbare Teile hinsichtlich einer möglichen Farbveränderung. Voraussetzung für die Garantieverlängerung auf 2 oder 5 Jahre ist eine jährliche Wartung. Das jährliche Wartungspaket (Wartungssset inkl. Einbau) kann als Zusatzpaket erworben werden. Selbstverständlich können wir das Wartungspaket in die monatliche Rate mit einbeziehen. Dienstleistungen im Rahmen eines Technikeinsatzes vor Ort (Arbeits- und Fahrzeit) sind nicht Bestandteil der Garantieverlängerung. 5 Jahre Garantie bei Bestellung bis zum 31.05.2019.

Planmeca ActiveAqua™ – Reines Wasser ohne Zusatz von Chemikalien

Das Planmeca ActiveAqua™-Wasseraufbereitungssystem reinigt das in die Behandlungseinheit einfließende Wasser ohne Zusatz von Chemikalien. Das System umfasst ebenfalls einen integrierten Wasserenthärter und Partikelfilter, die Kalkablagerungen verhindern und Partikel entfernen, die sonst technische Probleme in der Behandlungseinheit verursachen können.

Das System basiert auf der elektrochemischen Aktivierung (ECA-Technologie). Die Salze im Wasser werden in einer patentierten Elektrolysekammer in hypochlorige Säure und Hypochlorit umgewandelt, was zu einem äußerst effektiven Desinfektionsprozess führt. Das System entfernt 99,99%* aller Mikroorganismen