

www.plandent.at

PlanDeal

GÜLTIG: 01.04.-31.12.2020

EINRICHTUNG

PLANMECA



Promax 3D

Jetzt
Planmeca Calm
und 1x Romexis 3D
Implant Lizenz
inklusive!

Planmeca I5



Jetzt
mit Active Water
bestellbar!
Highlight: Ultrarelast
Polster zum Preis
von Comfy

Planmeca Bundle

Creo C5, Emerald S Planmill 30S

Beachten Sie die attraktiven Paketpreise auf Seite 15



Wasseraufbereitung nach modernsten Standards

PLANMECA

ActiveAqua™

Das Wasseraufbereitungssystem Planmeca ActiveAqua™ reinigt automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand das Wasser, das in Ihre Behandlungseinheit gelangt. Die tägliche Routine wird zum Kinderspiel, da Sie nur noch regelmäßige Spülvorgänge bei der Behandlungseinheit durchführen.

Das weltweit erste Wasseraufbereitungssystem auf Basis elektrochemischer Aktivierung (ECA)

- Die Desinfektion findet komplett in der Behandlungseinheit statt
- Das System erfordert nur minimalen Aufwand, spart Zeit und ermöglicht einen reibungslosen Workflow
- Alle wichtigen Benachrichtigungen, wie z. B. Filterwechsel, zeigt die Benutzeroberfläche der Behandlungseinheit an

Maximierte Betriebszeit, minimierte Servicekosten

- Integrierter Wasserenthärter und Partikelfilter: keine Kalkablagerungen oder Partikel, die technische Probleme in der Behandlungseinheit verursachen können

Keine weitere Ausrüstung erforderlich

- Alles, was Sie für hochwertiges Wasser benötigen, ist in die Behandlungseinheit integriert
- Keine Investitionskosten für separaten Wasserenthärter
- Hält alle rechtlichen Anforderungen zur Betriebswasseraufbereitung ein (z. B. freie Fallstrecke nach DIN 1717)

Wasser-
aufbereitung
ohne Zusatz
von Chemikalien

Das weltweit
erste in die
Behandlungseinheit
integrierte System mit
ECA-Technologie

Wie funktioniert es?

Planmeca ActiveAqua™ nutzt die elektrochemische Aktivierung (ECA). Die Salze im Wasser werden durch Elektrolyse in hochpotente Oxidantien umgewandelt. Diese wirken als Desinfektionsmittel und entfernen Mikroorganismen, sind aber sicher für Mensch und Material.


Elektrolyse – ein natürliches Verfahren zur Wasserdesinfektion

Die Elektrolyse wandelt die natürlichen Salze im Wasser mithilfe von Strom in wirksame Desinfektionsmittel um. Dieser leistungsstarke Desinfektionsprozess findet in einer patentierten Elektrolysekammer statt.

- **Hypochlorige Säure (HOCl):** das Hauptdesinfektionsmittel bei diesem Verfahren. 50- bis 100-mal so effektiv wie Hypochlorit.
- **Hypochlorit (OCl⁻):** das zweite Desinfektionsmittel bei diesem Verfahren.

Ein optimiertes Wasseraufbereitungsverfahren

Neben der Wasserdesinfektion durch Elektrolyse wird das in die Behandlungseinheit eingeleitete Wasser in mehreren Stufen behandelt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Verfahren unabhängig von der Wasserhärte und anderen Parametern, die von Ort zu Ort unterschiedlich sein können, immer zuverlässig funktioniert.



PLANMECA

Compact i5

€ 29.900⁰⁰

statt € 44.491^{00*}

- Absolut kompakt
- Großer Bewegungsbereich
- Einfache und effektive Reinigung nach RKI
- Bequemes Polster: perfekte Liegefläche

Schwingbügel:

- 6-Funktions-Spritze Luzzani
- 2 × BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- EMS No Pain LED ZEG

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger
- USB-Anschluss

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Compact i Ultra Relax

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Integriertes Tray
- Warmwasserboiler, Speischale blau
- Externe Nassabsaugung
- Weltneuheit: Planmeca ActiveAqua™ Wasserentkeimungssystem, Schlauchreinigungssystem
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne
- Dürr Handstück für Spraynebelabsaugung
- Funkfußschalter

Inklusive:

- **PlanID:** Die personalisierte Checkkarte für jeden Behandler. Die Karte beinhaltet die individuellen Behandlungseinstellungen, wie Behandlerposition, Instrumenteneinstellungen u. v. m.
- **Klinikmanagement:** Überprüfen des aktuellen Betriebsstatus Ihrer Klinik oder Praxis, wobei alle vernetzten Geräte in einer einzigen, leicht lesbaren grafischen Übersicht dargestellt werden.

Lackierung: weiß RAL 9016

Polsterfarbe: nach Wahl



Die auf dieser Angebotsseite dargestellten Preise beinhalten das Active Aqua System, die PlanID und das Klinikmanagement.



Behandlungseinheiten

PLANMECA

Compact i Classic Version Schwinge

- Absolut kompakt
- Großer Bewegungsbereich
- Einfache und effektive Reinigung nach RKI
- Bequemes Polster! Perfekte Liegefläche

Arztelement:

- 3-Funktions-Spritze Luzzani
- 1 x BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- EMS No Pain ZEG

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Compact i Comfy

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Quick Connect Tray Größe 2
- Speischale blau
- Externe Nassabsaugung
- Sauberwassersystem
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne
- Dürr Handstück für Spraynebelabsaugung
- 1 x Planmeca Lumo Arbeitssessel

Jetzt
auf Wunsch
Ultrarelux Polsterung
Aufpreis nur
€ 200,00



Version
Schwebetisch



€ 22.900⁰⁰

statt € 35.411^{00*}



Die dargestellten Preise beinhalten die PlanID und das Klinikmanagement.

Inklusive:

- **PlanID:** Die personalisierte Checkkarte für jeden Behandler. Die Karte beinhaltet die individuellen Behandlungseinstellungen, wie Behandlerposition, Instrumenteneinstellungen u. v. m.
- **Klinikmanagement:** Überprüfen des aktuellen Betriebsstatus Ihrer Klinik/Praxis, wobei alle vernetzten Geräte in einer einzigen, leicht lesbaren grafischen Übersicht dargestellt werden.

Lackierung: weiß RAL 9016
Polsterfarbe: nach Wahl

Bereits über 50.000 verkaufte Planmeca Behandlungseinheiten weltweit.

PLANMECA

Somia Intraoralkamera

Klein, handlich, für perfekte Bilder

- Neue Intraoralkamera von Planmeca
- Bedienung über integrierte Schalter (Standbild/Speicherung)
- USB-System zum direkten Anschluss an den PC
- Hohe Auflösung mit 5 MP und schnell mit 30 fps



€ 1.499⁰⁰

- Abmessungen 176x22,5x21,7 mm
- Besonders leicht, Gewicht nur 33 g
- Makromodus
- Plug-and-play-Funktion



Der dargestellte Preis beinhaltet eine Romexis-Lizenz

PLANMECA

Sovereign Classic

€ 32.900⁰⁰

statt € 49.431^{00*}

Schwingbügel und Tischgerät mit Hängeschläuchen erhältlich

- Flexibilität und Komfort
- Großer Bewegungsbereich
- Einfache und effektive Reinigung nach RKI
- Bequemes Polster: perfekte Liegefläche
- Sitzfläche zusätzlich schwenkbar
- Ideale Behandlung in 12-Uhr-Position
- Links- und Rechtshändergerät

Arztelement:

- 6-Funktions-Spritze Luzzani
- 2 x BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineeinrichtung
- EMS No Pain LED ZEG

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Sovereign Classic, Ultra Relax

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Schwenkbare Top-Tray-Ablage Größe 2
- Warmwasserboiler, Speischale
- Externe Nassabsaugung
- Planmeca WEK Wasserdesinfektion, Schlauchreinigungssystem
- Dürr Handstück für Spraynebelabsaugung
- 2 x Planmeca Lumo Arbeitssessel
- Funkfußschalter

Inklusive:

- **PlanID:** Die personalisierte Checkkarte für jeden Behandler. Die Karte beinhaltet die individuellen Behandlungseinstellungen, wie Behandlerposition, Instrumenteneinstellungen u. v. m.
- **Klinikmanagement:** Überprüfen des aktuellen Betriebsstatus Ihrer Klinik oder Praxis, wobei alle vernetzten Geräte in einer einzigen, leicht lesbaren grafischen Übersicht dargestellt werden.

Lackierung: weiß RAL 9016

Polsterfarbe: nach Wahl

Innerhalb weniger Sekunden von Rechts- auf echte Linkshänderverwendung änderbar!

→ Die auf dieser Angebotsseite dargestellten Preise beinhalten die PlanID und das Klinikmanagement.

Version Schwingbügel



Bereits über 50.000 verkaufte Planmeca Behandlungseinheiten weltweit.

Behandlungseinheiten



INTEGO Pro

- Prophylaxe und mehr
- Kompakte Maße

Arztelement:

- Sprayvit E
- 2×Elektromotor BL ISO E
- Turbinenschlauch ohne Kupplung
- Sirosonic L
- Easy Pad
- Zusatztray für 2 Normtrays

Helferinnenelement:

- Sprayvit E
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- LEDview Plus, Doppelgelenk-Kopfstütze

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Saugschlauchreinigung chemisch
- Polstersatz Premium
- Elektr. Fußschalter C+
- Mundspülbecken weiß
- Montageplatte
- MSBV für Nassabsaugung
- 2 × CARL Manual Arbeitssessel

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl

€ 29.900⁰⁰

statt € 38.403^{00*}



Sinius TS

- Effizienz in Bewegung
- Zeitersparnis durch integr. Hygienekonzept
- Bedienoberfläche EasyTouch

Paket Innovation

Arztelement:

- Sprayvit M
- 2 × Elektromotor BL ISO
- Turbinenschlauch ohne Kupplung
- Sirosonic TL

Helferinnenelement:

- Sprayvit M
- Großer und kleiner Sauger

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Saugschlauchreinigung chemisch
- Schwenkbares Tray
- Polstersatz Premium
- Funkfußschalter

- Mundspülbecken Glas
- Montageplatte
- MSBV für Nassabsaugung
- 2 × CARL Manual Arbeitssessel

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- LEDview Plus, Doppelgelenk-Kopfstütze

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl

€ 36.900⁰⁰

statt € 49.703^{00*}



Dentsply Sirona 1+1 Instrumentenaktion

In Verbindung mit dem Kauf einer neuen Dentsply Sirona Behandlungseinheit Ihrer Wahl unterbreitet Dentsply Sirona ein unschlagbares Instrumentenangebot! Kaufen Sie 3 bis 10 Instrumente und erhalten Sie die nach Anzahl und Ausführung gleichen Instrumente zweifach geliefert.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder individuellen Einkaufskonditionen.

Die Preise beinhalten aktuell gültige Herstelleraktion, die unter Umständen an gewisse Bedingungen wie Rücknahmen oder Bestellzeiträume gekoppelt sind. Fordern Sie tagesaktuell ihr persönliches Spezialangebot an. Hotline: 0800 / 808032 oder bei Ihrem Außendienstberater

Teneo

Teneo ist die konsequente Wahl für jeden, der heute und in Zukunft höchste Ansprüche an Qualität, Design und Workflow stellt.

Sie profitieren von einem unnachahmlichen Behandlerkomfort, während Ihre Patienten entspannt sind wie nie zuvor.

- Motorische Verschiebebahn
- 6 + 1 Instrumentenpositionen am Arztelement
- Zeitersparnis durch integr. Hygienekonzept
- Intuitive Bedienoberfläche EasyTouch

Paket Innovation

Arztelement:

- Sprayvit M
- 2 × Elektromotor BL ISO
- Turbinenschlauch ohne Kupplung
- Sirosonic TL

Helferinnenelement:

- Sprayvit M
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- LEDview Plus, mot. Kopfstütze


Patientenstuhl/ Wassereinheit:

- Polstersatz Klima Premium
- Sirona Tray-Tragarm
- Lordose-, Massagefunktion
- Funkfußschalter
- Motorisches Mundspülbecken aus Glas
- Saugschlauchreinigung chemisch
- Montageplatte
- MSBV für Nassabsaugung
- 2 × CARL Manual Arbeitssessel

Lackierung: dentalweiß
Polsterfarbe: nach Wahl

€ 44.900⁰⁰

statt € 60.405^{00*}



Dentsply Sirona 1+1 Instrumentenaktion

In Verbindung mit dem Kauf einer neuen Dentsply Sirona Behandlungseinheit Ihrer Wahl unterbreitet Dentsply Sirona ein unschlagbares Instrumentenangebot! Kaufen Sie 3 bis 10 Instrumente und erhalten Sie die nach Anzahl und Ausführung gleichen Instrumente zweifach geliefert.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder individuellen Einkaufskonditionen.

! Die Preise beinhalten aktuell gültige Herstelleraktion, die unter Umständen an gewisse Bedingungen wie Rücknahmen oder Bestellzeiträume gekoppelt sind. Fordern Sie tagesaktuell ihr persönliches Spezialangebot an.
Hotline: 0800 / 808032 oder bei Ihrem Außendienstberater

Behandlungseinheiten

KAVO

Primus 1058 Life

Das Erfolgsmodell – höchste Zuverlässigkeit über 30.000-fach bewiesen, bewährte KaVo Qualität und Technik, günstig in Anschaffung und Unterhalt

Paket Primus Professional

Arztelement:

- 3-Funktions-Handstück
- 2 × Elektromotor KL 703
- Turbineneinrichtung mit Kupplung
- PIEZOlux ZEG

Helferinnenelement:

- 3-Funktions-Spritze
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- KaVoLUX 540 LED,
- 2-Gelenk-Kopfstütze mechanisch

Patientenstuhl:

- Trayablage Doppelnormtray, Sprayerwärmung, Satz Normtrays
- Antirutschmatte, Memospeed-Anzeige, Warmwasserboiler

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Externe Nassabsaugung
- Rückenlehne Progress
- Fußanlasser Standard
- Intensiventkeimung
- 2 × Physio Evo Arbeitssessel

Lackierung: dentalweiß

Polsterfarbe: nach Wahl

€ 26.900⁰⁰

statt € 39.531^{00*}



! Die Preise beinhalten aktuell gültige Herstelleraktion, die unter Umständen an gewisse Bedingungen wie Rücknahmen oder Bestellzeiträume gekoppelt sind. Fordern Sie tagesaktuell ihr persönliches Spezialangebot an. Hotline: 0800 / 808032 oder bei Ihrem Außendienstberater

- **Höchste Hygienestandards**
- **Bewährter Behandlungsstuhl**
- **Arztelement mit intuitiver Bedienung**

Paket ESTETICA Professional

Arztelement:

- Mehrfunktionshandstück
- 2 × Elektromotor KL 703
- Turbineneinrichtung mit Kupplung
- PIEZOlux ZEG

Helferinnenelement:

- 3-Funktions-Spritze
- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze:

- KaVoLUX 540 LED, 2-Gelenk-Kopfstütze mechanisch

Paket Comfort:

- 2 × Physio Evo Arbeitssessel, Funkfußanlasser, Comfortpolster

Patientenstuhl/

Wassereinheit:

- Rückenlehne Progress, Trayablage, Doppelnormtray, Sprayerwärmung
- USB-Schnittstelle
- Pneum. Bremse für Armsystem
- Externe Nassabsaugung
- Mot. Mundspülbecken

Lackierung: dentalweiß

Polsterfarbe: nach Wahl



Optional
Agave-Polster

€ 39.900⁰⁰

statt € 58.737^{00*}



KaVo 1+1 Instrumentenaktion

Als Besitzer einer neuen KaVo Behandlungseinheit profitieren Sie gleichzeitig von einem 1+1 Instrumenten-Spezialangebot. Dabei erhalten Sie 2 gleiche (sortenreine) Instrumente zum Listenpreis von einem Instrument. Dieses Angebot gilt je gekaufter Behandlungseinheit für max. 5+5 Instrumente aus der MASTER und/oder EXPERT Serie. Wir informieren Sie gerne!

! Die Preise beinhalten aktuell gültige Herstelleraktion, die unter Umständen an gewisse Bedingungen wie Rücknahmen oder Bestellzeiträume gekoppelt sind. Fordern Sie tagesaktuell ihr persönliches Spezialangebot an. Hotline: 0800 / 808032 oder bei Ihrem Außendienstberater



€ 17.900⁰⁰

→ NEU! Die auf dieser Angebotsseite dargestellten Preise beinhalten eine horizontale und vertikale Ausblendung sowie Bissflügelpanoramaprogramme.

PLANMECA

ProOne

OPG-Klassiker

Unter Verwendung zukunftsweisender Technologien verbindet das Röntgengerät Planmeca ProOne umfangreiche diagnostische Möglichkeiten und eine überlegene Bildqualität mit kompakten Abmessungen und hoher Benutzerfreundlichkeit. Planmeca ProOne ist das gelungene Resultat jahrelanger Forschung, Erfahrung und Tradition im Bereich der dentalen Bildgebung.

- Einfache Patientenpositionierung
- Optionale Aufnahmeprogramme
- Bildbearbeitungssoftware in Perfektion
- Klein und kompakt

PLANMECA

ProSensor HD Set

ProSensor HD Set Ausstattung:

- Größe 1 und Größe 2
- Auflösung hoch > 20 LP/mm



€ 6.590⁰⁰

€ 5.990⁰⁰



PLANMECA

ProScanner™ 2.0

Der Planmeca ProScanner™ erzeugt in kurzer Zeit hochwertige Bilder – und intelligente Details erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

- Kompaktes Design
- Volles Spektrum an Speicherplatten in den Größen von 0 bis 4c
- Benutzerfreundlicher LCD-Touchscreen mit Vorschau bild
- Komfortabler magnetischer Folieneinzug
- Integrierter UV-Sterilisator für Infektionsschutz und Löschvorrichtung für erhöhte Effizienz
- RFID-Chip zur Plattenerkennung in größeren Einrichtungen
- USB- und Ethernet-Schnittstelle
- Romexis-1-Nutzer-Lizenz inklusive

Optional:
RFID-Lesegerät



€ 3.690⁰⁰
statt € 5.196^{00*}

PLANMECA

ProX

Das einzigartige Planmeca ProX Designkonzept macht die intraorale Bildgebung einfacher und zuverlässiger als je zuvor. Automatische Übergabe der Belichtungsparameter möglich.

Inklusive:

- Abstandarm
- Wandbefestigung
- Handbedienpanel
- Langtubus
- Blendenaufsatz 3×4

€ 21.990⁰⁰
statt € 32.626^{00*}

**SONDER
AKTIONSPREIS
bis Ende August
2020**



€ 23.640⁰⁰
statt € 35.490^{00*}

**SONDER
AKTIONSPREIS
bis Ende August
2020**



Gründer/Digitalisierer Paket 1

Geräte: Pro X, Pro One, ProSensor HH

- Planmeca ProOne Digitalröntgengerät
- Basispanoramaprogramme
- 2D Quart Prüfkörperset DIN6868-5
- Planmeca ProX 220-240V DE-2.000
- Wandbefestigung/Deckenbefestigung/Fahrbares Stativ
- Abstandarm
- Handbedienpaneel
- Planmeca ProSensor HD-Set mit Sensorgröße 2
- Sensorkabel 1 m / Sensorkabel 2 m
- Schnittstelle
- 5×Romexis 2D Standard

Gründer/Digitalisierer Paket 2

Geräte: Pro X, Pro One, ProScanner 2.0

- Planmeca ProOne Digitalröntgengerät
- Basispanoramaprogramme
- 2D Quart Prüfkörperset DIN6868-5
- Planmeca ProX 220-240V DE-2.000
- Wandbefestigung/Deckenbefestigung/Fahrbares Stativ
- Abstandarm
- Handbedienpaneel
- ProScanner 2.0
- Schnittstelle
- 5×Romexis 2D Standard

Aufrüstbar
für
Fernröntgen



PLANMECA

ProMax® 2D S2

Für alle Bildanforderungen in 2D

Der integrierte Autofokus sorgt jederzeit für perfekte Panoramaaufnahmen.

Planmeca ProMax® ist eine umfassende Lösung für die maxillofaziale Bildgebung. Gestaltung und Bedienung realisieren neueste wissenschaftliche Erkenntnisse als technische Innovationen, um den höchsten Ansprüchen der modernen Radiologie zu genügen.

Planmeca ProMax®-Röntgengeräte bieten eine umfassende Palette an Bildgebungsprogrammen und erfüllen damit moderne klinische Anforderungen. Wählen Sie mühelos die optimalen Belichtungsformate aus, um für alle Patienten und alle diagnostischen Zwecke die Strahlendosis zu minimieren.

Bei der Entwicklung von Planmeca ProMax® 2D wurde bewusst auf Nachrüstbarkeit Wert gelegt. Die modulare Gerätestruktur erlaubt ein einfaches Umschalten auf verschiedene Bildgebungsmodalitäten. Durch die extreme Flexibilität des softwaregesteuerten SCARA-Arms profitieren Sie von neuen Bildgebungsprojektionen.

Inklusive:

Starterpaket 2D bestehend aus:

- Planmeca Romexis-2D-Lizenz bis 5 Nutzer
- Quart Prüfkörperset DIN 6868-5

Optional:

Aufrüstbar zum DVT

€ 22.900⁰⁰

statt € 28.557^{00*}



NEU! Die auf dieser Angebotsseite dargestellten Preise beinhalten eine horizontale und vertikale Ausblendung sowie Bissflügelpanoramaprogramme.

Optional
Ceph für zusätzlich



€ 6.990⁰⁰

Plandent
Österreich
Sonderaktion



PLANMECA

ProMax® 3D Familie

Für all Ihre Anforderungen an die maxillofaziale Bildgebung

- All-in-one-Gerät = Panorama und DVT
 - Einfache Bedienung und nahtlose Arbeitsabläufe
 - Mühelose Positionierung der Patienten
 - Bildbearbeitungssoftware in Perfektion
 - Optimale Volumengröße
 - **Autofokus:** perfekte Panoramabilder jederzeit
 - **Ultra Low Dose:** deutliche Strahlenreduktion
- Inklusive:**
- Romexis 3D Standard für 2 Nutzer
 - Romexis 2D Standard für 3 Nutzer
 - Romexis 3D Implat für 1 Nutzer
 - Prüfkörperset
- Optional:**
- FRS-Analyse
 - Romexis für den Einsatz auf iOS- und Android-Tablets
 - Programm zur Bohrschabloneerstellung
 - **Planmeca Calm™:** korrigiert Bewegungsartefakte bei DVT-Aufnahmen

ProMax 3D s

Aufnahmevermögen:
8 × 5 cm



€ 39.900⁰⁰

statt € 59.455^{00*}

ProMax 3D Classic

Aufnahmevermögen:
8 × 8 cm
inklusive Romexis 3D Implat



€ 47.500⁰⁰

statt € 66.525^{00*}

ProMax 3D Plus

Aufnahmevermögen:
20 × 10 cm
inklusive Romexis 3D Implat



€ 59.900⁰⁰

statt € 88.213^{00*}



NEU! Die auf dieser Angebotsseite dargestellten Preise beinhalten eine horizontale und vertikale Ausblendung sowie Bissflügelpanoramaprogramme.

Planmeca

CALM

Never miss a shot

In Österreich inklusive

Patientenbewegungen gehören zu den größten Herausforderungen für die DVT-Bildqualität. Wenn ein Patient sich während der Bildgebung bewegt, erzeugt dies Artefakte, welche die Bildqualität beeinflussen. Planmeca CALM beseitigt diese Effekte von Patientenbewegungen – damit jedes Bild gelingt.

**Dentsply
Sirona**
Orthophos S

€ 26.400⁰⁰
statt € 35.000^{00*}

- 2D-Csl-Sensor mit Autofokus-Funktion für zeichenscharfe, autofokussierte Aufnahmen auch in anatomisch schwierigen Fällen
- Umfassende 2D-Programme
- Bissflügel-, Sinus- oder Kiefergelenksaufnahmen
- Automatische Patientenpositionierung für maximale Konstanz
- DVT und Fernröntgenausleger links oder rechts nachrüstbar



€ 21.900⁰⁰
statt € 29.500^{00*}

**Dentsply
Sirona**
Orthophos E

- 2D-Csl-Sensor für sichere Befundung dank verlässlicher Bildqualität
- Wichtige 2D-Programme für die Basisdiagnostik in 2D
- MultiPad-Bedienpanel und bewährte Patientenpositionierung für einfache Bedienung und sichere Patientenfixierung
- Fernröntgenausleger links für Ceph-Aufnahmen, optional bestellbar oder jederzeit nachrüstbar

! Die Preise beinhalten aktuell gültige Herstelleraktion, die unter Umständen an gewisse Bedingungen wie Rücknahmen oder Bestellzeiträume gekoppelt sind. Fordern Sie tagesaktuell ihr persönliches Spezialangebot an.
Hotline: 0800 / 808032 oder bei Ihrem Außendienstberater



Orthophos SL 3D

Der integrierte Direct Conversion Sensor (DCS) definiert den Standard der Panoramabildgebung völlig neu – und liefert einzigartig hohe Zeichenschärfe.


- Einzigartiger DC-Sensor mit Autofokus-Funktion für herausragende HD-Aufnahmen in höchster Bildqualität
- Sharp-Layer-Technologie für die Darstellung in unübertroffener Zeichenschärfe
- Autopositionierung mit Okklusalaufbiss und Touchpad für jederzeit optimal positionierte Aufnahmen und einfache Reproduzierbarkeit
- Low-Dose- und HD-Funktion
3D-Aufnahmen im Dosisbereich von 2D-Röntgenbildern, HD-Aufnahmen mit bis zu 80 µm Auflösung
- Umfassende Panorama- und Fernröntgenprogramme für Bissflügel-, Sinus- oder FRS-Aufnahmen, Fernröntgenausleger optional links oder rechts und jederzeit nachrüstbar
- Aufnahmevolumen 11 × 10 cm

Das Plug-&-Ray-Set ist nicht Teil des Lieferumfangs. Es ermöglicht die einfache Digitalisierung dank iPad und Sidexis-iX-App.



€ 76.720⁰⁰

statt € 99.900^{00*}



Mit
Low-Dose-
Modus
8 × 8 cm Low Dose
bei 8 µSv



Mit DCS-
Technologie

5
JAHRE
GARANTIE

Registrieren Sie Ihr neues Röntgengerät von Dentsply Sirona für eine Garantieverlängerung auf insgesamt bis zu 5 Jahre für nur 500,00€ für intraorale Röntgengeräte und 2.500,00€ für extraorale Röntgengeräte.

Die Garantieverlängerung gilt für Dentsply Sirona Originalteile; Technikereinsätze vor Ort, Anfahrt und sonstige Aufwendungen werden separat in Rechnung gestellt. Die Registrierung muss innerhalb von 3 Monaten nach Erwerb Ihres Röntgengeräts erfolgen.

Registrierung über www.dentsplysirona.com/imaging/garantie

! Die Preise beinhalten aktuell gültige Herstelleraktion, die unter Umständen an gewisse Bedingungen wie Rücknahmen oder Bestellzeiträume gekoppelt sind. Fordern Sie tagesaktuell ihr persönliches Spezialangebot an. Hotline: 0800 / 808032 oder bei Ihrem Außendienstberater

€ 9.900⁰⁰

Next Dent

by 3D SYSTEMS

3D SYSTEMS

NextDent™ 5100

Der NextDent 5100 3D-Drucker hat Zahnlabore und Zahnkliniken als Zielgruppe.

Er ermöglicht die Fertigung von Zahnmodellen für Prothesen oder kieferorthopädische Instrumente. Die Herstellung erfolgt dabei viermal so schnell wie bei vergleichbaren Systemen. Die rasche Produktion ermöglicht eine schnellere Versorgung der Patienten, während das Labor neben Zeit auch Kosten spart. Beim 3D-Druck von Prothesen soll sich die Zeitersparnis auf 70 bis 80 Prozent belaufen. Produzieren Sie präzise Dentalprothesen mit zahlreichen Details. Präzise Arbeitsmodelle, Bohrschablonen und Kieferorthopädische Thermoformmodellein weniger Zeit, günstiger und mit höherer Qualität.

Der neue 3D Systems Dental-3D-Drucker arbeitet mit der Figure 4 Technologie, die mit den Branchenstandards für Intra-Oral-Scanner und -Software kompatibel ist. Anwender profitieren von durchgängigen Arbeitsprozessen. Insgesamt bietet das NextDent-Portfolio mittlerweile 30 verschiedene Resine, die in unterschiedlichen Farben verfügbar sind. Die Dentalmaterialien besitzen eine Biokompatibilität und sind CE zertifiziert.

Spezifikation Werte

Spannung	110V 100-240VAC, 50-60HZ, 4.0A
Sicherung	T5A/250V
Abmessungen	W 70xL 68xH 135 cm
Gewicht	35 Kg/54 Kg mit Ständer

*Standfuß optional erhältlich, für mehr Flexibilität in Ihrem Betrieb



PLANMECA

Emerald™ S

Extrem schnelles und flüsterleises Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit

Die bewährten Merkmale des Planmeca Emerald™-Scanners, wie seine kompakte Größe, die autoklavierbaren Anti-Beschlag-Scannerspitzen und die Plug-and-Play-Funktion, sind Bausteine des neuen Planmeca Emerald™ S-Scanners. Der Scanner ist aber auch mit erstaunlichen neuen Funktionen verbessert worden, um selbst die anspruchsvollsten diagnostischen Anforderungen zu erfüllen. Planmeca Emerald S scannt mehr als doppelt so schnell wie sein Vorgänger und macht die Erfassung digitaler Abdrücke reibungsloser als je zuvor.

Mit Planmeca Emerald S können Anwender auch von der neuen Transilluminationsspitze profitieren. Mit der neuen Cariosity-Spitze können Ärzte durch den Zahn sehen und Karies und Risse im Frühstadium mit einem strahlungsfreien Nah-Infrarotlicht erkennen. Da die Zahnfarbenerfassung eine Herausforderung darstellen kann, wurde Planmeca Emerald S auch mit einem Zahnfarbenassistenten ausgestattet. Der Farbtonassistent vereinfacht den Farbanpassungsprozess durch verbesserte Farbgleichmäßigkeit.

Der Scanner verwendet einen neuen Scan-Algorithmus und erleichtert so die hervorragende Scan-Erfahrung indem unerwünschte Daten automatisch entfernt werden. Der Scanner ist zudem vollständig in die Planmeca-Geräte und -Software integriert, was einen außergewöhnlich reibungslosen Arbeitsablauf für Dentalkliniken/-praxen ermöglicht. Gleichzeitig können die Benutzer ihre Scans problemlos durch die offene Architektur mit Kollegen und externen Spezialisten teilen.

Neuer Preis!
Lizenz-frei & offen – jetzt mit Zahnfarbton assistent!

€ 29.700⁰⁰

statt € 44.900^{00*}



CAD/CAM Paket 1 (Emerald™ S + PlanMill® 30 S)

Hochpräzise Fräseinheit für die Zahnarztpraxis

Nutzen Sie diese kostengünstige Fräseinheit zum Einstieg in die Welt der digitalen Zahnerstellung. Planmeca PlanMill® 30 S wurde für Zahnarztpraxen entwickelt, die nach einer effizienten, präzisen und kosteneffektiven Fräslösung suchen.

- Modernes Design
- Hohe Präzision
- Hochgeschwindigkeitsspindel (max. 100.000 UpM)
- Fräsen einer Krone dauert ca. 16 bis 18 Minuten
- Drehachse zum Fräsen von Blöcken Ihrer Wahl
- Werkzeugwechsler mit 5 festen Stationen
- Blockgröße bis 20×40×85 mm
- Maße in geschlossenem Zustand (B×H×T) 661×442×544 mm

Inklusive:

- PlanCAD Easy – Complete
- PlanCAD Easy – Mill Only
- Weitere Lizenzen auf Anfrage



€ 68.400⁰⁰
statt € 92.527^{00*}



€ 36.200⁰⁰
statt € 51.330^{00*}

CAD/CAM Paket 2 (Emerald™ S + Creo C5)

Einzigartige Kapseldosierung – hohe Geschwindigkeit- einfache Anwendung

Der außergewöhnlich schnelle 3D-Drucker für die Fertigung am Patientenstuhl zur Herstellung von Dental Modellen und Bohrschablonen innerhalb eines einzigen Patientenbesuchs. Planmeca bietet einen einzigartigen vollständigen Arbeitsablauf zur Herstellung von Implantatschablonen. Verwenden Sie ein beliebiges DVT-Gerät von Planmeca, um ein Bild des Aufnahmebereichs zu erhalten und nehmen Sie einen digitalen Abdruck mit einem Planmeca-Intraoral scanner auf. Entwerfen Sie die Bohrschablone mit der Planmeca Romexis®-Software. Drucken Sie unmittelbar danach die Bohrschablone mit dem Planmeca Creo™ C5 fertig.

Verfügbare Materialien:

- Fotodent model: hochwertiges Harz für den Druck von Zahn- und Studienmodellen
- Fotodent setup: Schnelldruckharz für Aligner-Sockel zur Verwendung bei der Thermoformung
- Fotodent guide: Biokompatibles Harz der Klasse 1 für den Druck von Bohrschablonen

CAD/CAM Paket 3 (Emerald™ S + PlanMill® 30 S + Creo C5)

€ 74.590⁰⁰
statt € 103.000^{00*}



Röntgen



Xios Scan Speicherfolienscanner

- Verlässliche Bildqualität durch High-End-Scan-Technologie mit 22 LP/mm
- Automatische Folienerkennung
- Weiße Rückseite der Speicherfolie ermöglicht hervorragende Sichtbarkeit im Mund und verhindert Verwechslung der Folienseiten
- 4 Foliengrößen (0–3) verfügbar



€ 7.190⁰⁰

statt € 8.990^{00*}



Xios AE

- Bildqualität mit 33 LP**
- ADR Automatic Dynamic Range
- 3 Sensorgrößen
- Einfacher Kabelwechsel

€ 6.640⁰⁰

statt € 8.300^{00*}

**Theoretische Auflösung.



Heliodent Plus

Schnell und sicher intraoral röntgen

Wandmodell mit Tragarmlänge wahlweise:
1.520 mm, 1.790 mm oder 2.040 mm



€ 3.990⁰⁰

statt € 5.990^{00*}



VistaScan Mini View

Der Speicherfolienscanner mit Touchdisplay für alle intraoralen Formate

Darauf kommt es an:

- Exzellente Bildqualität
- Hochauflösendes Touchdisplay
- ScanManager für optimalen Praxisworkflow
- Für alle intraoralen Formate
- PC-Anbindung über WLAN/LAN
- Stand-alone-Betrieb möglich



€ 6.590⁰⁰

statt € 8.999^{00*}

Alle
intraoralen Formate

Mit dem VistaScan Mini View lassen sich alle intraoralen Speicherfolienformate verwenden – von Größe 0 bis 4.

Das Handling ist so einfach wie beim analogen Film.



**Dentsply
Sirona**
DAC Universal

Schließen Sie Ihre Hygienelücke.

Ganz sicher

- Vollautomatische, sichere Instrumentenaufbereitung
- Erfüllt die Anforderungen aus den Empfehlungen des RKI und BfArM
- Validierbarer Reinigungs- und Desinfektionsprozess
- Reinigungs- und Desinfektionsprozess entsprechend DIN EN ISO 15883

Ganz sauber

- Gründliche Außen- und Innenreinigung mit kaltem Wasser
- Spezialadapter für unterschiedliche Instrumentenhersteller

Ganz schnell

- Zeitersparnis und Kosteneffizienz auf Knopfdruck
- 6 Instrumente können in nur 15 Minuten aufbereitet werden – inklusive Kühlungsschritt
- Dokumentation mit Drucker und PC-Software möglich

Lieferumfang:

- Deckel Blue
- 1 Flasche Nitram Oil Pflegekonzentrat
- Wasserfilter
- Sterilfilter
- Luftfilter
- Netzkabel
- Schlauch
- Schraubendreher für Adapter

Inklusive Check-&-Clean-Kit

- Check-&-Clean-Aufsatz
- Check-&-Clean-Deckel
- NitraClean Reinigungstabletten
- Spritze
- Watterollen
- Schraubendreher für Abwasserfilter
- Abwasserfilter

Aktionspaket:

- 1 x DAC Universal mit Touchdisplay
- 1 Installationskit
- 6 Adapter nach Wahl



€ 5.649⁰⁰

statt € 7.482^{00*}

**Dentsply Sirona 3+3
Instrumentenaktion**

In Verbindung mit dem Kauf eines DAC Universal können Sie 3 Hand- und Winkelstücke oder Turbinen der T1- und T2-Klassen bestellen.

Sie erhalten zusätzlich die nach Anzahl und Ausführung gleichen Instrumente geliefert. Ein entsprechender Preisvorteil wird bei der Gesamtlieferung berücksichtigt.

Der 3+3 Vorteil kann pro gekauftem DAC Universal nur einmalig abgerufen werden. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder individuellen Einkaufskonditionen.



€ 349⁰⁰



Multidem

Das Wasseraufbereitungssystem

Das Wasser-Aufbereitungssystem Multidem liefert qualitativ hochwertiges demineralisiertes Wasser für die Dampferzeugung im Autoklav. Es gewährleistet dadurch eine gleichmäßige, optimale Leistung und verlängert so die Lebensdauer Ihres Sterilisators oder Aufbereitungsgerätes.

Zusätzliche Sprühpistole

Zusätzlich ist Multidem mit einer Sprühpistole ausgestattet. Diese eignet sich ideal zum manuellen Befüllen der Sterilisatoren und zum Spülen von Instrumenten vor der Sterilisation.



MELAtherm 10 EVOLUTION

€ 7.790⁰⁰

statt € 9.563^{00*}

Noch effizienter Instrumente aufbereiten
mit zukunftsweisenden Innovationen

- AquaBoost-Technologie für 44% bessere Reinigung der Instrumente bei identischem Wasserverbrauch. Reinigung, Desinfektion und Trocknung von 23 Winkelstücken sowie Instrumenten für bis zu 40 Patienten in 60 Minuten
- Großes Smart-Touch Display mit Video-Tutorials für Einweisung und Bedienung, so einfach wie nie zuvor
- Aktive Innen- und Außentrocknung schützt die Instrumente vor Korrosion und Beschädigung
- Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe mit ProControl direkt am Gerät
- Mit MELAconnect Gerätestatus und Programmfortschritt jederzeit mobil per App abrufen
- Integrierte Dokumentation via CF-Card oder LAN
- Integrierte Prozessmedienaufnahme und Dosiermodul ohne Aufpreis
- MEtherm Prozessmedien im Starterset gratis enthalten



Smart-Touch Display

Das neue intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display und integrierten Video-Tutorials macht die Einweisung und die Bedienung des Thermodesinfektors einfacher als je zuvor.

Beladungsbeispiel

- Basiskorb mit Injektorschiene
- Flexkorb 2
- Einsatzgestell für 3 MELAstore Trays/Sieb-kassetten
- 3 MELAstore Tray 100
- Flexkorb für Abdrucklöffel
- Kleinteilebehälter
- Instrumentenkorb

€ 1.599⁰⁰

statt € 2.107^{00*}



Abbildung ähnlich

€ 549⁰⁰

statt € 681^{00*}



Aktionspaket

- 1 Injektorkorb Flex 1
- 6 ZEG-Spitzen-Adapter
- 2 Einzelfiltergehäuse

Andere Zusammenstellungen auf Wunsch möglich – Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter erstellt Ihnen gern ein individuelles Angebot!


MELAG**Vacuklav 40 B+ Evolution**

Mit dem Schnell-B-Programm ist er einer der schnellsten seiner Klasse!

Rekordbetriebszeiten von 10 bzw. 17 Minuten. Software zur Freigabe und Chargenrückverfolgung inklusive. Extragroßes Colour-Touchdisplay.

Sparpaket:

- 6 Tablett + 2 Tablett kurz
- 1 MELA*dem*-40-Wasseraufbereitung
- 1 MELA*flash*-CF-Kartenlesegerät
- 1 MELA*flash*-CF-Speicherkarte
- 1 MELA*control*
- 1 Wasserabzweig
- 1 Tablethalterung

**€ 7.699⁰⁰**statt € 10.443^{00*}**MELAG****MELAseal 200****€ 1.090⁰⁰**statt € 1.255^{00*}

Das kompakte validierbare Siegelgerät MELA*seal* 200 vereint die Vorzüge der erfolgreichen Baureihe MELA*seal* 100+ mit den Vorteilen großer Durchlauf-Siegelgeräte. MELA*seal* 200 erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2 vollständig. Besonders bei der Bedienung und der Dokumentation setzt das MELA*seal* 200 Maßstäbe. Schon nach etwa 90 Sekunden Aufheizzeit ist MELA*seal* 200 einsatzbereit. Die Siegelzeit beträgt 3 Sekunden. Die Folien können ohne Unterbrechung hintereinander gesiegelt werden.

Hygiene

Miele

Thermodesinfektor PG 8581/ Thermodesinfektor PG 8591

- Für bis zu 22 Übertragungsinstrumente
- Trocknungsfunktion EcoDry bei PG 8581
- Effiziente Heißlufttrocknung DryPlus bei PG 8591
- Ethernet-Modul zur Prozessdokumentation
- Gründliche und sichere Reinigung von Hohlkörperinstrumenten



Thermodesinfektor PG 8581
weiß

€ 5.690⁰⁰

statt € 6.850^{00*}

Thermodesinfektor PG 8591
weiß, mit integrierter
Heißlufttrocknung DryPlus

€ 8.690⁰⁰

statt € 10.675^{00*}

Exklusives Vorteilspaket PG 8581 und PG 8591

- A 105 Oberkorb/Injektor
- A 151 Unterkorb/Lafette

Diverse Einsätze und Zubehör:

- E 473/2 Einsatz
- E 430/1 Einsatz 1/3-Siebschale
- A 803 Adapter für HuW/Turbinen (3 St.)
- E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente
- A 800 Filterrohr
- A 804 Reinigungsbürste für Filterrohr
- A 836 Düsenset Dental

€ 1.890⁰⁰

statt € 2.550^{00*}



Vorteilspaket ohne Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken

- A 105 Oberkorb/Injektor
- A 151 Unterkorb/Lafette

€ 1.310⁰⁰

statt € 1.595^{00*}

Diverse Einsätze und Zubehör:

- E 473/2 Einsatz
- E 430/1 Einsatz 1/3-Siebschale
- E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente
- A 836 Düsenset Dental



Miele

€ 6.690⁰⁰

statt € 8.340^{00*}

Cube X

- Kammervolumen wahlweise 17 oder 22 Liter
- Kapazität bis zu 5 Trays
- Benutzerfreundliche Bedienung dank Farb-Touchscreen
- Praktische Programmeinstellungen, wie z. B. programmierbarer Zyklusstart
- Anwendungskomfort dank ergonomischem Design
- Prozessdokumentation über USB, Ethernet, Wi-Fi (optional)
- Automatisches Wasserfüllventil zum Anschluss an das Wasser-aufbereitungssystem
- Verkürzte Laufzeiten dank EcoDry-Technologie
- S-Fast-Zyklus für Handstücke
- Individuelles Benutzermanagement für mehrere Anwender
- Moderne Wartungsunterstützung über Gerätedisplay

Miele**PWD 8531**

- Auf Tischgerät mit 2 integrierten Chemievorratsbehältern
- Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt, z. B. 6 Übertragungsinstrumente und 6 Absauger sowie weiteres Spülgut
- Kompakte Bauform und flexible Platzierung als Auf Tisch-Variante
- „Touch on Glass“-Bedienung mit Direktwahltasten und 4“-Farbdisplay
- Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA-Filter H 14
- 2 integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Integrierter Wasserenthärter
- Wechselstromanschluss
- Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker

€ 5.990⁰⁰statt € 6.990^{00*}



Kompressor Duo Tandem

Mit elektronischer Steuerung

- Duo-Tandem-Kompressor mit Membran-Trocknungsanlage und einem Aggregat
- Membran-Trocknungsanlage für 100 % Leistung nonstop
- Überwachung und Verwaltung des Kompressors mit der Software Tycor Pulse
- Zweites Aggregat nachrüstbar und somit bis zu 4 Behandler möglich

€ 3.990⁰⁰

statt € 5.100^{00*}



Power Tower Silence

In der Ruhe liegt die Kraft

Power Tower Silence kombiniert Druckluft und Absaugung in einem Gehäuse

PTS 200/01

- 1 Kompressoraggregat
- Membran-Trocknungsanlage
- Kombinations-Saugereinheit VS 900 S
- Amalgamabscheider CA 4
- Aufstellfläche 0,4 m²

€ 11.590⁰⁰

statt € 14.690^{00*}



CA 4 Amalgamabscheider

€ 2.190⁰⁰

statt € 2.800^{00*}

mit Standard-Anschlusssteilen, Fernanzeigeelement und Ersatz-Amalgam-Einwegbehälter. Gerät netzwerkfähig.



Kombinations-Saugereinheit VS 900 S

- Nasses Saugsystem kombiniert Absaugung und Separierung zentral auf einer Antriebswelle
- Sofort Vakuum an der Kanüle durch schnelle Hochlaufzeit
- Betriebssicherheit durch bewährte und robuste Technologie
- Für bis zu 3 Behandler



€ 3.260⁰⁰

statt € 4.100⁰⁰



Implantmed SI-1023

Sicher, einfach und flexibel

Mit dieser Einheit können oralchirurgische Eingriffe in den Bereichen Implantologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sicher durchgeführt werden.

- Fußsteuerung Wireless
- Kompakter Motor mit Licht
- CAN-Dongle, Stativ
- Motorablage
- 3 Einwegkühlmittelschläuche
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzeroberfläche

€ 3.390⁰⁰

statt € 4.213^{00*}



Osstell Beacon

Implantatstabilitätsmessung

Das Osstell Beacon hilft Ihnen dabei, die Implantatstabilität objektiv festzustellen und den Grad der Osseointegration zu messen, ohne den Heilungsprozess zu gefährden. Es handelt sich um ein schnelles und nichtinvasives Diagnoseinstrument, das präzise Informationen liefert, die zum Treffen fundierter Entscheidungen benötigt werden.

Das kompakte Diagnoseinstrument funktioniert kabellos und verschafft Ihnen so mehr Bewegungsfreiheit in Ihrer Praxis.

- Überwachung der Osseointegration und Evaluierung der Implantatstabilität
- Einzigartige Technologie auf der Basis von 900 wissenschaftlichen Artikeln
- Optimale Bedienerfreundlichkeit und intuitive ISQ-Messungen
- Leicht zu interpretierende Ergebnisse anhand eines Farbschemas
- Implantatdaten analysieren mit Osstell Connect und aussagekräftiges Feedback zur Effizienz der Implantatbehandlung
- Hervorragend geeignet für eine digitale Arbeitsumgebung

Lieferumfang:

- USB-Dongle für die Bluetooth-Kommunikation
- 1 Osstell TestPeg
- 1 SmartPeg-Eindrehhilfe
- Bedienungsanleitung

Abmessungen: 210 × 35 × 25 mm
Gewicht: 0,7 kg



€ 2.290⁰⁰

Prophylaxe



€ 7.990⁰⁰

EMS⁺

AIRFLOW Prophylaxis Master

AIRFLOW Prophylaxis Master ist die jüngste Innovation von EMS zur erfolgreichen Anwendung der „Guided Biofilm Therapy“.

Das Gerät verfügt über AIRFLOW und PIEZON Ultraschall und stellt somit eine umfassende Lösung für die Prophylaxe- und Parodontalbehandlung dar.

NSK

Varios Combi Pro

€ 3.990⁰⁰

statt € 6.700^{00*}

Die 2-in-1-Prophylaxekombination. Ultraschall-Scaler und Pulverstrahlgerät in einem – für eine effiziente und komfortable Zahnreinigung und Biofilm-Entfernung.

- Blitzsauberes Handling: intuitive Bedienung, großes LCD-Display, automatische Funktionserkennung, Einstellungsspeicherung
- Mühelose Instandhaltung und einfache Wartung

Das NSK Prophylaxe-Paket enthält ein Varios Combi Pro inklusive:

- Ultraschall-Kit
- Prophy-Kit
- Perio-Kit für VCP
- 2. Prophy-Kit für VCP
- 2. Varios Ultraschall Handstück mit LED





VIVA ace

€ 7.699⁰⁰

statt € 9.499^{00*}

Bestehend aus:

- VIVA ace Basisset
- Steuereinheit, AC Stromkabel, Koffer
- Fußsteuerung
- Absaugschlauch komplett (Schlauch/Ventilaufsatz)
- Sekretbehälter, Absaugkanülen (10 Stück)
- Wasserflasche komplett, 3-F-Spritze
- Tragegurt

VIVA ace Motorkit

- NLX plus Mikromotor, NLX plus Motorkabel
- Motorkappe, Schutzstecker

VIVA ace Scalerkit

- VA2-Lux Handstück, VA2-Lux Handstückkabel
- Scaling-Aufsätze (G6, G8)
- Drehmomentschlüssel (für Aufsatzwechsel)
- Aufsatzhalter



€ 27.500⁰⁰



EXTARO 300

Neues ZEISS Mikroskop bringt Augmented Vision zur Zahnmedizin

Innovationsführer präsentiert bahnbrechende Neuheiten für Visualisierung, Bedienung und Patientenkommunikation in der Zahnheilkunde

- Karieserkennung
- Natürliches Weißbleich
- Connect App
- Einhandbedienung
- Varioskop-Objektiv inklusive
- Boden- oder Wandstativ inklusive

Darstellung zeigt Sonderausstattung.

Für Sie da!



Ihre Plandent Bestell-Hotline

0800 / 808032

So erreichen Sie uns:

Graz

NEUE Adresse

Hauptstr.131, 8141 Premstätten
Telefon: +43 (0) 316 / 225883
Fax: +43 (0) 316 / 225884-15
E-Mail: team.graz@plandent.at

Wals

Pannzaunweg 1b, 5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 / 857700
Fax: +43 (0) 662 / 857700-4
E-Mail: team.salzburg@plandent.at

Wien

Scheringgasse 2, 1140 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 6620272
Fax: +43 (0) 1 / 6620272-20
E-Mail: team.wien@plandent.at

Bestell-Hotline: 0800 / 808032, Bestellfax: 0800 / 808036, Technik-Hotline: 0800 / 070550

www.plandent.at