

Gerätespezial

Gültig bis 30.09.2019

Sommer 2019



Plandent

Universalmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln

- 4 frei programmierbare Mischzeiten
- 2 direkt anwählbare Festzeiten (10 und 15 Sek.)
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf

Technische Daten:

- Mischzeiten: 0–39 Sek.
- Mischfrequenz: 4.300 Schwingungen/Min.
- Abmessungen B x H x T: 195 x 160 x 195 mm

	Art.-Nr.		Preis
Capmix	23848	498,77	375,00

~~498,77~~

375,00

Sie sparen 24 %



3M Science.
Applied to Life. **Elipar DeepCure**

Die beiden Elipar LED-Polymerisationslampen vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Design und einfache intuitive Bedienung auf einzigartige Weise. Der große Vorteil beider Lampen liegt in der außergewöhnlich homogenen Ausleuchtung des gesamten Lichtfeldes. Dies führt zu einer homogenen Aushärtung und trägt zur Prozesssicherheit bei.

- Lichtintensität: 1.480 mW/cm²
- Wellenlängenbereich: 430–480 nm
- Lichtaustrittsfläche: 60–65 mm² (optisch aktiv)
- Lithium-Ionen-Akku
- Einfache, intuitive 2-Tasten-Bedienung

Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Ladestation (nur Version S), 1 Steckernetzteil (nur Version L), 1 Lichtleiter, 1 Blendschutz

	Art.-Nr.		Preis
DeepCure-S (Edelstahlvariante)	243834	1.323,75	995,00
DeepCure-L (Kunststoffvariante)	243835	714,41	535,00

~~1.323,75~~

995,00

Sie sparen 24 %



3M Science.
Applied to Life. **Pentamix 3**

Auf Knopfdruck liefert Pentamix 3 Ihnen stets eine vollkommen homogene Mischung für hochpräzise Abformungen und Versorgungen mit perfekter Passgenauigkeit.

- Das Material enthält garantiert keine Blasen, die die Präzision der Abformung beeinträchtigt
- Das automatische Anmischen erleichtert Ihnen und Ihren Mitarbeitern erheblich die Arbeit.
- Weniger Verwurf – das Gerät dosiert nur die benötigte Materialmenge.

	Art.-Nr.		Preis
Pentamix 3	13346	1.122,79	845,00

~~1.122,79~~

845,00

Sie sparen 24 %



3M Science.
Applied to Life. **Pentamix Lite**

Zum automatischen Anmischen und Dosieren von allen Penta Abformmaterialien. Auf Knopfdruck liefert Ihnen dieses äußerst einfach zu bedienende, leichte (nur 6,7 kg) und robuste Mischgerät eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für akkurate Abformungen. Für die Verarbeitung erhalten Sie eine eigens auf das Gerät abgestimmte Kartusche, die für alle Penta Abformmaterialien einsetzbar ist. Das Mischgerät lässt sich über den integrierten Schwenkmechanismus platzsparend zusammenklappen und mittels Tragegriff einfach von Raum zu Raum transportieren.

	Art.-Nr.		Preis
Pentamix Lite	236672	602,29	549,00



~~602,29~~

549,00

3M Science.
Applied to Life. **RotoMix**

Rotationsmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln

- Homogene Mischung
- Um bis zu 30 % verkürzte Mischzeiten
- 4 frei programmierbare Mischzeiten
- 2 direkt anwählbare Festzeiten (8 und 10 Sek.)
- Geräuscharmes Mischen

Technische Daten:

- Zentrifugierfrequenz: 2.950 UpM
- Mischfrequenz: 2.850 UpM
- Abmessungen B x H x T: 180 x 210 x 250 mm

	Art.-Nr.		Preis
Rotomix	84787	780,49	589,00



~~780,49~~

589,00

Sie sparen 24 %

COLTENE CanalPro Apex Locator

Der CanalPro Apex Locator zeichnet sich durch seine brillante, farbige 3D-Benutzeroberfläche sowie durch eine präzise Messgenauigkeit aus. Sein ergonomisches Design und die einfach zu handhabende Bedienung machen ihn besonders benutzerfreundlich.


Lieferumfang Gerät:

- 1 Basisgerät mit Messkabel
- 2 Feilenclips
- 2 Lippenclips
- 1 Tastsonde
- 1 Akku-Ladegerät

	Art.-Nr.		Preis
Set	230937	1.187,10	995,00

~~1.187,10~~
995,00

Sie sparen 16 %



COLTENE CanalPro CL

Das kabellose Endodontiehandstück CanalPro CL ist nach ergonomischen Aspekten entwickelt worden, um in allen Behandlungssituationen eine optimale Sicht und bestmöglichen Zugang zu bieten. Die übersichtliche LCD-Anzeige und das benutzerfreundliche, leicht zu reinigende Tastenfeld erleichtern das tägliche Arbeiten.

- Winkelstückkopf ist bei 135 °C autoklavierbar
- Drehzahl (UpM): 140–550
- Drehmoment (Ncm): 0,3–3,0

Lieferumfang:

- 1 Motorhandstück
- 1 Winkelstückkopf 16:1
- 1 Ladestation

	Art.-Nr.		Preis
CanalPro CL	219041	1.355,70	1.090,00

~~1.355,70~~
1.090,00

Sie sparen 19 %



COLTENE CanalPro SyringeFill Station

Innovatives, modulares System für sicheres und effizientes Befüllen von Spritzen mit Spüllösungen. Schutz vor Kontamination. Sichere und saubere Dosierung. Zeitsparende Einhandbedienung. Flaschenträger (Edelstahl).

	Art.-Nr.	Preis	Preis
Set	244979	231,10	195,00
1 × Flaschenträger inkl. Sockel 1 × CanalPro NaOCl 3 %, 500 ml 3 × CanalPro SyringeFill Cap			
Set	244896	134,00	109,00
1 × Flaschenträger (Wandmontage) 1 × CanalPro NaOCl 3 %, 500 ml 3 × CanalPro SyringeFill Cap			



~~231,10~~

195,00

Sie sparen 15 %

COLTENE S.P.E.C. 3 LED

Die S.P.E.C. 3 Polymerisationslampe erfüllt höchste Leistungsansprüche in der Praxis. Dank der hohen Lichtintensität können die Polymerisationszeiten je nach Indikation und Material effektiv reduziert werden. Es stehen 3 verschiedene Aushärtungsmodi (Standard-, 3K- und ein Ortho-Modus) zur Verfügung, die einfach ausgewählt werden können.

- Lichtintensität Standard 1.600 mW/cm² ±10 %
- Lichtintensität 3K / Ortho 3.000–3.500 mW/cm²
- Wellenspektrum 430–490 nm

Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Lichtleiter 8 mm transparent, 2 Lichtschilder, 1 Augenschutzschild, 1 Ladestation, Schutzhüllen, 1 Testblock, 1 Kreuzschlitz-Schraubenzieher

Aktion 2+1: Bei Kauf von 2 S.P.E.C. 3 LED (Art.-Nr. 233263) erhalten Sie 1 S.P.E.C. 3 LED (Art.-Nr. 233263) gratis hinzu.

	Art.-Nr.	Preis	Preis
S.P.E.C. 3 LED	233263	1.046,90	840,00



~~1.046,90~~

840,00

Sie sparen 19 %

Leistung in ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Hochmodernes Pen-Style-Design
- Modulares Konzept mit austauschbaren Tips (Aufsätze) für unterschiedliche klinische Indikationen
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Intuitive 1-Knopf-Bedienung und geringes Gewicht (120 g)

Lieferumfang:

1 x Handstück, 1 x Cure Tip, 1 x Illumination Tip, 2 x Akku, 1 x Ladestation, 3 x Lichtschuttschild, Netzteil mit USB-Ladekabel, Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung, Aushärtungsübersicht

	Art.-Nr.		Preis
SmartLite Pro	269256	1.399,00	1.299,00

~~1.399,00~~
1.299,00



NEU!

Gutta-Smart ist ein kabelloses Obturationssystem für die warme vertikale Obturation. Das System enthält je ein Handstück für Downpack(Pack)- und Backfill(Flow)-Techniken zur Obturation des Wurzelkanalsystems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation, einfaches Handling und große Bewegungsfreiheit. Die kabellosen Handstücke sind mit 4 leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreicht.

- Präzise Steuerung und hervorragendes taktiles Feedback
- Lange Akkulaufzeit, schnelles Laden
- Niedertemperatur-Guttapercha für Patientensicherheit
- Zeitloses Design

Aktion: Bei Kauf eines Gutta-Smart Kits und gleichzeitiger Rückgabe eines Altgerätes erhalten Sie zusätzlich einen Preisvorteil über 250,00 €!

Gutta-Smart Kit:

1 x Flow-Handstück, 1 x Pack-Handstück, 1 x Basisstation, 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha-Kartuschen 20G (1 Blister mit 10 Kartuschen), 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha-Kartuschen 23G (1 Blister mit 10 Kartuschen), 3 x elektrische Hitzepluggen (klein, mittel, groß), 1 x Gutta-Smart Flow-Heizelement, 1 x Kanülenbiegewerkzeug, 1 x Netzwerkadapter, 4 x Steckeradapter (Typ A, Typ C, Typ G, Typ I), 2 x Verschlusskappe (1 x für Pack-Handstück, 1 x für Flow-Handstück)

	Art.-Nr.		Preis
1 Kit	270123	2.300,00	1.950,00

~~2.300,00~~
1.950,00

Sie sparen 15 %



NEU!

iOS-App-gesteuerter, kabelloser Motor für kontinuierliche und reziproke Rotation

- Schlankes, ausbalanciertes, kabelloses Handstück, ausgelegt für leichten Zugang und exzellente Sicht
- Steuerung des Motors über eine iOS-App auf Ihrem iPad mini
- Behandlungsdaten leichter erfassen und übertragen
- Gleiten Sie sicher durch Ihre Sequenz
- RTTM (Drehmomentkontrolle in Echtzeit)

Starter-Kit	Art.-Nr.	Preis
X-Smart IQ & Propex IQ WaveOne Gold 1 x X-Smart IQ Handstück, 1 x Propex IQ Apex Locator inkl. Zubehör, 1 x Endo IQ Ständer und WaveOne Gold Feilen (31 Feilen)	269535 2.462,04	2.199,00
X-Smart IQ & Propex IQ ProTaper Next 1 x X-Smart IQ Handstück, 1 x Propex IQ Apex Locator inkl. Zubehör, 1 x Endo IQ Ständer und ProTaper Next Feilen (30 Feilen)	267420 2.462,04	2.199,00
X-Smart IQ & Propex IQ ProTaper Gold 1 x X-Smart IQ Handstück, 1 x Propex IQ Apex Locator inkl. Zubehör, 1 x Endo IQ Ständer und ProTaper Gold Feilen (30 Feilen)	267421 2.462,04	2.199,00



Die Möglichkeit der intelligenten Längenmessung als perfekte Ergänzung zum X-Smart IQ System

- Einfache und zuverlässige Handhabung – Überwachung des Feilenfortschritts im kombinierten und im Stand-alone-Modus
- Zukunftssicher: voll integriert in die Endo IQ App; Aktualisierung der Firmware über App-Update möglich
- Gesteigerte Performance: In Kombination mit dem X-Smart IQ und verbunden mit der Endo IQ App sind erweiterte Funktionen möglich, wie bspw. Shaping Target, um die Position des Referenzpunktes zu verändern, der aufbereitet werden soll, oder die Autoreverse-Funktion.

Basic Starter-Kit	Art.-Nr.	Preis
1 x Propex IQ Apex Locator inkl. Zubehör, 1 x Endo IQ Ständer	267423 599,00	549,00



Euronda® Euroseal Valida

Validierbares Balkensiegelgerät

- Zum validierten Versiegeln von Klarsicht-Sterilisierverpackungen nach EN 11607-2
- Dokumentation und Rückverfolgung per SD-Speicherkarte oder Netzwerkanbindung
- Innovative, einfache Steuerung per Touchscreen

Siegelnahtbreite: 12 mm

E-WiFi: Sterilisations- und Siegelaten einfach per WLAN übertragen

- Inklusive SD-Speicherkarte, Software und Handbuch

	Art.-Nr.		Preis
Euroseal Valida mit Rollenhalter	242035	1.190,00	995,00



GC D-Light Pro

D-Light Pro ist eine Hochleistungs-LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, welche Ihnen einen erweiterten Handlungsspielraum bietet: natürlich eine effiziente Lichtaushärtung, aber noch einiges mehr.

- 2 Aushärtungsprogramme
- Erkennungsmodus im UV-nahen Lichtbereich
- Sehr leichtes und schlankes Design
- Autoklavierbares Handstück

Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Lichtlight-guide 8 mm, 2 Akku-Pack, 1 Ladestation, Zubehör

	Art.-Nr.		Preis
D-Light Pro	255834	1.250,00	990,00



GC Silver Mix 90

Der Kapselmischer Silver Mix 90 aus dem Hause GC wird im zahnmedizinischen Bereich zum Anmischen von Kapseln verwendet.

- Start/Stop-Schalter
- Set-Taste / manuelle Zeiteinstellung
- Stabile Metallgabel
- Vibrations- und geräuscharm
- Netzspannung: 220 V (50 Hz)
- Leistung: 70 Watt
- Mixfrequenz: 4.000 Schwingungen/Min.

	Art.-Nr.		Preis
Silver Mix 90	190523	347,00	295,00



Die patentierte Polyvision-Technologie ist Ihr persönlicher Belichtungsassistent.

Dieses automatische Assistenzsystem unterstützt Sie für eine zuverlässige Aushärtung. Das Lichtgerät erkennt selbstständig, ob das Handstück während des Belichtungs Vorgangs bewegt wird. Dann weist es mittels Vibration auf die Fehlanwendung hin und verlängert die Belichtungszeit automatisch um 10 %, falls nötig. Ist aufgrund der Bewegung eine zuverlässige Aushärtung gefährdet, bricht das Gerät die Belichtung automatisch ab, damit sie wiederholt werden kann. Als aktiver Blendschutz lässt sich Bluephase G4 nicht im freien Raum aktivieren.

- Zuverlässige Aushärtung aller lichthärtenden Materialien dank Polywave-LED
- Kurze Belichtungszeiten ab 10 Sekunden dank hoher Intensität von 1.200 mW/cm²
- Zusatzprogramm Pre-Cure
- Grosser 10-mm-Lichtleiter für zeitsparende Einmalbelichtungen

	Art.-Nr.		Preis
Bluephase G4	268592	1.175,00	999,00
Bluephase G4	270310	1.350,00	1.149,00

mit Click&Cure und integriertem Radiometer

~~1.175,00~~
ab 999,00



Die patentierte Polyvision-Technologie ist Ihr persönlicher Belichtungsassistent.

Dieses automatische Assistenzsystem unterstützt Sie für eine zuverlässige Aushärtung. Das Lichtgerät erkennt selbstständig, ob das Handstück während des Belichtungs Vorgangs bewegt wird. Dann weist es mittels Vibration auf die Fehlanwendung hin und verlängert die Belichtungszeit automatisch um 10 Prozent, falls nötig. Ist aufgrund der Bewegung eine zuverlässige Aushärtung gefährdet, bricht das Gerät die Belichtung automatisch ab, damit sie wiederholt werden kann. Als aktiver Blendschutz lässt sich Bluephase PowerCure nicht im freien Raum aktivieren.

- Zuverlässige Aushärtung aller lichthärtenden Materialien dank Polywave-LED
- Kurze Belichtungszeiten ab 3 Sekunden dank hoher Intensität bis zu 3.000 mW/cm²
- Zusatzprogramm Pre-Cure
- Großer 10>9-mm-Lichtleiter für zeitsparende Einmalbelichtungen

Alle Polymerisationsschritte bei direkten Restaurationen von bleibenden Seitenzähnen der Klassen I und II können neu in jeweils nur noch 3 Sekunden im 3sCure-Belichtungsprogramm okklusal durchgeführt werden. Belichten Sie Adhese Universal, Tetric PowerFill und Tetric PowerFlow mit einer Lichtintensität von 3.000 mW/cm² – wie sie Bluephase PowerCure bietet. Die Zeitersparnis ist deutlich zu spüren – bei gewohnter Qualität und Ästhetik.

	Art.-Nr.		Preis
Bluephase PowerCure System Kit Spritze	270333	1.550,00	1.349,00

1 Bluephase PowerCure, 1 × Tetric PowerFill IVA 3 g,
1 × Tetric PowerFlow IVA 2 g, 1 × Adhese Universal
VivaPen 2 ml, diverses Zubehör

Bluephase PowerCure System Kit gemischt	270334	1.550,00	1.349,00
---	--------	---------------------	-----------------

1 Bluephase PowerCure, 20 × Tetric PowerFill IVA
0,2 g, 1 × Tetric PowerFlow IVA 2 g, 1 × Adhese
Universal VivaPen 2 ml, diverses Zubehör

~~1.550,00~~
1.349,00





Präzision in Hochgeschwindigkeit

Praktische Kartuschen und das neue funktionale Dynamix speed bilden zusammen ein durchdachtes System mit allen Vorteilen automatischen Anmischens von Abformmaterialien – allen voran hohe Zeitersparnis durch noch mehr Geschwindigkeit, einfache Handhabung und eine konstante, blasenfreie Mischqualität. Diese ist neben der Beschaffenheit des Abformmaterials die Grundvoraussetzung für präzise Ergebnisse.

Einfach, sicher und effizient in der Handhabung

- Schnelle Anmischung und präzise Dosierung – auch für Putty-Materialien
- Ersparnis von Zeit und Material
- 3 wählbare Fördergeschwindigkeiten: 2 zur Befüllung des Löffels (Dynamix-high-speed- und Standard-Geschwindigkeit) und 1 angepasste Geschwindigkeit zur Befüllung von Abformspritzen
- Automatischer Vor- und Rückschub der Kolben per Knopfdruck
- Klare Kennzeichnung der Funktionselemente
- Kartuschen, die sich zum Ausfördern in Dynamix-high-speed-Geschwindigkeit eignen, sind mit dem Dynamix-high-speed-Symbol gekennzeichnet

Zuverlässig in Qualität und Präzision

- Homogenes, blasenfreies Anmischen als Basis für Präzision und Passgenauigkeit der finalen Restauration
- Reproduzierbare Materialeigenschaften
- Gleichbleibende, benutzerunabhängige Mischqualität für konstante Passgenauigkeit

Dynamix speed ist kompatibel mit allen Abformmaterialien in Dynamix-Kartuschen aus dem Hause Kulzer.

Aktion: Bei Kauf eines Dynamix speed und gleichzeitiger Rückgabe eines Altgerätes erhalten Sie eine Wertgutschrift über 200,00€!

	Art.-Nr.		Preis
Dynamix speed	217221	1.277,00	990,00

~~1.277,00~~

990,00

Sie sparen 22 %



Der Notfallkoffer EuroSafe Dental ist ein geprüfter Qualitätskoffer aus Vollaluminium und enthält alles, was Sie für die ärztlichen Basismaßnahmen benötigen. Die vormontierte Beatmungseinheit ist sofort einsatzbereit und ermöglicht schnelles Handeln im Notfall. Die Inneneinrichtung entspricht den Hygienestandards und erlaubt eine übersichtliche Anordnung der Ausstattung.

Das OxyTrue FC ist ein wertvolles Hilfsmittel, wenn zuverlässige und genaue Sauerstoffsättigungs- und Pulswerte gefordert sind – auch in Situationen mit schlechter Perfusion der Extremitäten. Das klinisch validierte OxyTrue FC kann bei allen Standard-Sportcheckanwendungen eingesetzt werden. Für Kinder und Erwachsene geeignet.

Lieferumfang inkl.:

- 1 Sauerstoffflasche 1,0 Liter
- 1 Präzisions-Druckminderer
- Zubehör Beatmung und Reanimation
- Zubehör Inhalation
- Verbandmittelsortiment nach DIN 13157
- Notfallinstrumente
- Zubehör Diagnose

+ OxyTrue FC

	Art.-Nr.		Preis
EuroSafe Dental	270216	1.071,65	899,00

~~1.071,65~~

899,00

Sie sparen 16 %

NEU!



Modernste Breitband-LEDs mit Lichtwellenlängen von 395 bis 480 nm für alle praxisüblichen, lichthärtenden Materialien. Garantiert gleichmäßige Energieabgabe durch ultradünnes und flexibles Netzkabel. Fokussierte Lichtführung bis in tiefe Kavitäten.

- Ausgezeichnetes Handling / Komfort
- Schlank, federleicht (nur 77 g), zierlicher Kopf im idealen 85°-Winkel
- Höchst leistungsfähig mit 1.000, 1.400 und 3.200 mW/cm²

Aluminiumgehäuse, modernste LED-Technik und Netzkabel-Technik für lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Perfekt für den Dauereinsatz in der Praxis.

Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Universal-Netzstecker mit Kabel, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield, 50 Hygieneschutzhüllen

Aktion: Bei Kauf einer VALO und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie zusätzlich eine Ankaufsgutschrift über 162,00 € für Ihr Altgerät!

	Art.-Nr.		Preis
Valo	36871	1.161,00	990,00

~~1.161,00~~
990,00



Die neue Freiheit in der Lichtpolymerisation: VALO Cordless ist immer am richtigen Platz und stets einsatzbereit. 3 Polymerisationsmodi, 1.000 / 1.400 / 3.200 mW/cm², Breitband-Technologie, gebündelter Lichtstrahl, leichtes, graziles Handstück mit kleinem Kopf, stabile Aluminiumkonstruktion, bruchfest, kratzfest, mit Spezialglaslinse, neueste Batterietechnologie (LiFePO₄), schnell aufladbar, Power für eine ganze Woche.

Aktion: Bei Kauf einer VALO Cordless und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie zusätzlich eine Ankaufsgutschrift über 200,00 € für Ihr Altgerät!

	Art.-Nr.		Preis
Black	220464	1.199,00	990,00
Graphite	241599	1.199,00	990,00
Gold	241595	1.199,00	990,00
Fuchsia	241600	1.199,00	990,00
Teal	241601	1.199,00	990,00

~~1.199,00~~

990,00

Sie sparen 17 %



Die VALO Grand Polymerisationsleuchte hat alle Vorteile der revolutionären, preisgekrönten VALO. Mit einer jetzt um 50 % größeren Linse von 12 mm kann bei einer einzigen Aushärtung eine größere Fläche – Molaren mit 10 mm Durchmesser – mühelos abgedeckt werden.

- Intuitive Bedienung über die Polymerisationstaste auf der Unterseite
- Der optimal gebündelte Lichtstrahl bewirkt eine gleichbleibende, gleichmäßige Leistung
- Die 3 Polymerisations-Modi – Standard (1.000 mw/cm²), High-Power (1.600 mw/cm²) und Xtra-Power (3.200 mw/cm²) – werden Ihren Vorlieben gerecht
- Das einteilige Design ermöglicht eine extrem stabile, schlanke, ergonomische Gestaltung und einen hervorragenden Zugang zu allen Zähnen und ihren Flächen
- Hocheffiziente LEDs halten das Lampengehäuse immer kühl
- Das batteriebetriebene, kabellose Design bietet optimalen Komfort und höchste Flexibilität
- Die aufladbaren Batterien sind sicher und preiswert

Lieferumfang:

1 VALO Grand LED, 4 aufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät, 1 Netzteil für Ladegerät, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield, 50 Hygieneschutzhüllen

Aktion: Bei Kauf einer VALO Grand Cordless und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie zusätzlich eine Ankaufsgutschrift über 200,00 € für Ihr Altgerät!

	Art.-Nr.		Preis
Valo Grand Cordless	262092	1.399,00	1.090,00

~~1.399,00~~

1.090,00

Sie sparen 22 %



Kombinierte Aufbereitung und Längenbestimmung für innovativ-reziproke und klassisch-rotierende NiTi-Systeme

- Einfache Menüführung und übersichtliches Display
- Akkubetrieb, Einsatz während des Ladens möglich
- Ergonomisches Lifestyle-Design

für die reziproke Aufbereitung:

- Vorprogrammierung für Reciproc und WaveOne

für die rotierende Aufbereitung:

- Vorprogrammierung für Mtwo, FlexMaster, ProTaper, K3TM und Gates Glidden
- Auto-Stop-Reverse und automatische Drehmomentkontrolle mit Warnakustik
- Zusätzliches Doctor's Choice Individualprogramm

DeLuxe Bundle	Art.-Nr.	Preis
1 Kit VDW Gold Reciproc DeLuxe Bundle	266471	2.965,00 2.250,00



Hochleistungs-LED-Lichthärtegerät

- Niedriges Gewicht (70 g), kleine kompakte Größe (Ø 12,6 mm x L 210 mm) und ergonomisches Design
- Wellenlängenbereich 450–480 nm
- Hohe Lichtleistung von durchschnittlich 1.300 mW/cm²
- Sehr schnelle Wiederaufladung des Akkus, eine Akkuladung ist geeignet für ca. 45 Polymerisationszyklen à 20 Sek.
- Bequem und einfach verwendbare Ladestation mit integriertem Radiometer und Ersatz-Akku
- Kontrolle der Polymerisationszeit durch Vibration (zu Beginn, nach 10 Sek., nach 20 Sek.)

Lieferumfang:

Handstück, Ladestation mit integriertem Radiometer, Netzadapter, 2 Stück Lithium-Polymer-Akku, Lichtleiter Ø 8 mm, Blendschutz, Benutzerhandbuch

	Art.-Nr.	Preis
Celalux 3	246848	1.199,00 1.099,00



Gerät zum Mischen von Pulver und Flüssigkeit in Applikationskapseln

Vorteile:

- Hohe Schwingungsfrequenz von 4.600/Min., dadurch besonders homogene Mischung von Pulver und Flüssigkeit
- Modernes Design
- Kapselaufnahme ermöglicht müheloses Einsetzen und Entnehmen der Kapsel
- Bedienerfreundlich
- Vibrationsarm und leise
- Frei wählbare Mischzeit von 1 bis 99 Sekunden

	Art.-Nr.	Preis
GIC Mixer Kapselmischgerät	265754	494,00 449,00





Assistina 3x3

Perfekte Reinigung innen und außen:

Ab sofort können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Ihre Patienten.

Denn die zeitaufwendige Vorbereitung der Instrumente auf die Sterilisation übernimmt die Assistina automatisch.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Validierter Prozess
- Automatische Innenreinigung
- Automatische Außenreinigung
- Perfekte Schmierung der Instrumente
- Kurze Zykluszeit
- Einfache Bedienung

Lieferumfang:

- 1 Basisgerät
- 1 Adapter RM/ISO
- 1 Luftanschlusschlauch (2 m)
- 1 W&H Service Oil F1
- 1 W&H Activefluid
- 1 Außenreinigungsring

	Art.-Nr.		Preis
Assistina 3x3	232561	3.595,00	2.990,00

~~3.595,00~~

2.990,00

Sie sparen 16 %



Lisa Remote Plus

W&H Lisa-Wasserdampfsterilisateur Typ B für die sichere Sterilisation von Hohlkörpern und festen sowie porösen Produkten nach EN 13060

- Hoher Bedienkomfort durch kristallklaren Farbtouchscreen zur intuitiven Navigation durch die intelligente Menüstruktur
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren und Touchscreen
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und Anwender
- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- Hohe Effizienz durch patentierte Technologie Eco Dry + zur Verringerung der Zykluszeit (30 Minuten bei durchschnittlicher Beladung von 2 kg)
- Schnellzyklus für Handstücke
- Programmierbarer Zyklusstart
- Automatisches Wasserfüllventil
- Kammergröße 17 Liter oder 22 Liter

Lieferumfang:

inkl. drehbarer Trayträger, 5 Aluminiumtrays, Ablassschlauch, Trayhalter, 8 GB USB-Stick, Türöffner, Werksprüfung, Helix Test Starter-Kit

	Art.-Nr.		Preis
Lisa Remote Plus 17	269926	7.980,00	6.790,00
Lisa Remote Plus 22	269927	8.480,00	7.290,00

~~7.980,00~~

ab 6.790,00





Proxeo TWIST Cordless

Kabellos polieren bedeutet polieren ganz ohne Einschränkungen. Drehen und wenden Sie das ergonomisch geformte und leichte Handstück nach Belieben und wechseln Sie Ihre Position nach Bedarf. So erreichen Sie beim Polieren praktisch jeden Winkel und haben gute Sicht auf die Behandlungsstelle. Davon profitieren nicht nur Sie, sondern auch Ihre Patienten:

- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Halb so schwer wie viele kabelgebundene Systeme mit Motor
- Keine Zugbelastung durch Kabel
- Optimale Sicht mit den kleinen Prophy-Einwegwinkelstücken
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Langlebiger Lithium-Ionen-Akku für einen gesamten Arbeitstag
- Pflegeleicht und hygienefreundlich

Lieferumfang:

Antriebshandstück, kabellose Fußsteuerung (C-NW), Handstückhülse, Handstückablage, Ladegerät mit Adapter

	Art.-Nr.	1.290,00	Preis
Proxeo Twist Cordless	270177	1.290,00	1.090,00

~~1.290,00~~

1.090,00

Sie sparen 15 %



Proxeo Ultra

Die neuen Proxeo Ultra Piezo Scaler aus dem Hause W&H wurden in Zusammenarbeit mit Prophy Professionals entwickelt und machen ihrem Namen alle Ehre. Exklusive Anwendervorteile ermöglichen eine ultraeffiziente Behandlung:

- Einzigartiges Schnellspannsystem „Q-Link“
- Herzschrittmacherkompatibilität geprüft von der Technischen Universität Graz
- Handstück mit 5-fach Ring LED
- Dünner Schlauch für einfache Handhabung
- Kabellose Fußsteuerung (PB-530)
- Automatische Füllstanderkennung (PB-530)
- Stufenlose Leistungseinstellung mit praktischem Drehregler
- Perfekt abgestimmtes Spitzensortiment
- Großer Tank für leichtes Befüllen und einfache Reinigung (PB-530 und PB-520)
- Spezielles Reinigungsprogramm für die RKI-gerechte Aufbereitung (PB-530)

	Art.-Nr.	1.957,00	Preis
PB-520 Set Q-Link (Schnellspannung)	270173	1.957,00	1.620,00

Steuergerät mit Kühlmittel tank, Schaltnetzteil, 1,8 m, Versorgungsschlauch, Fußsteuerung C-NF, Handstück PB-5 L Q, Spitzen 1UQ, 2UQ, 1PQ, inkl. Spitzenwechsler

PB-520 Set W&H	270252	1.957,00	1.620,00
---------------------------	--------	---------------------	-----------------

Steuergerät mit Kühlmittel tank, Schaltnetzteil, 1,8 m, Versorgungsschlauch, Fußsteuerung C-NF, Handstück PB-5 L, Spitzen 1U, 2U, 1P, inkl. Spitzenwechsler

PB-530 Set Q-Link (Schnellspannung)	270174	2.266,00	1.790,00
--	--------	---------------------	-----------------

Steuergerät mit Kühlmittel tank, Schaltnetzteil, 1,8 m, Versorgungsschlauch, Fußsteuerung C-NW, Handstück PB-5 L Q, Spitzen 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ inkl. Spitzenwechsler

PB-530 Set W&H	270253	2.266,00	1.790,00
---------------------------	--------	---------------------	-----------------

Steuergerät mit Kühlmittel tank, Schaltnetzteil, 1,8 m, Versorgungsschlauch, Fußsteuerung C-NW, Handstück PB-5 L, Spitzen 1U, 2U, 1P, 11 inkl. Spitzenwechsler

~~1.957,00~~

ab 1.620,00

Sie sparen 17 %



NeWay ist eine schnelle und präzise Komplettlösung für Benutzer, die an verschiedenen Projekttypen arbeitet.

- Von Implantaten über Provisorien bis zu Artikulatoren und Quadranten, NeWay hat ein eigenes Modul für jedes Projekt.
- Ein neues Design für ein neues Konzept, das für Flexibilität und Liebe zum Detail steht. NeWay ist alles andere als konventionell, passt sich an Ihre Anforderungen an und verbessert Ihren Alltag.

Hohe Scan-Geschwindigkeit, flexibel und einfach zu bedienen, präzise, einfache und übersichtliche Prozeduren, automatische Ausrichtung, freie Positionierung vom Objekt im Scanner, gleichzeitiges Scannen und Modellieren, gleichzeitiges Scannen und Generieren der Mesh, konstantes automatisches Speichern der Projekte, Experten-Modus, regelmäßige Kontrolle der Kalibrierung, konstante kostenlose und automatische Updates, Ausgabedateien in offenem Format, kompatibel mit den führenden CAD Softwares, Software und Scan-Parameter personalisierbar.

	Art.-Nr.	Preis
NeWay	264588	14.490,00
Inkl. exocad Software, Basic License, Implant Modul, Steg Modul		



14.490,00

*** Preisbeispiel inkl. exocad Softwarepaket**

exocad - „Kaufen oder Mieten“

Fragen Sie nach mehr Flexibilität und konfigurieren Sie die exocad DentalCAD Basic Version frei nach Ihren Bedürfnissen.

PLANMECA Emerald

Das Juwel unter den Intraoralscannern

Der Intraoralscanner Planmeca Emerald™ ist ein kleiner, leichter und extrem schneller Scanner mit herausragender Präzision. Digitale Abdrücke zu nehmen ist damit leichter denn je. Der Scanner ist das perfekte Werkzeug für reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe in der Praxis und Labor.

- Kleine Größe und geringes Gewicht (183 g)
- Herausragende Geschwindigkeit und Präzision
- Voll integriertes Farbscannen für natürliche Farben
- Einfache Plug-and-play-Lösung – bequemer Austausch zwischen Behandlungsplätzen
- Autoklavierbare Spitze und nahtlose Bauweise gewährleisten perfekten Infektionsschutz
- Aktive Anti-Beschlag-Funktion an der Scannerspitze
- USB-3-Anschluss
- Offenes STL-Dateiformat
- Integration in Behandlungseinheit – mit Fußschalter steuerbar
- Kompatibilität mit den Softwarepaketen Planmeca Romexis und Planmeca PlanCAD Easy – permanenter Zugriff auf Scandaten in Echtzeit

KEINE LIZENZGEBÜHR, OFFENER INTRAORALSCANNER.

~~33.833,00~~

29.800,00

***Aktion inkl. Hochleistungs-Laptop**



3D SYSTEMS NextDent™ 5100

Der NextDent 5100 3D-Drucker hat Zahnlabore und Zahnkliniken als Zielgruppe.

Er ermöglicht die Fertigung von Zahnmodellen für Prothesen oder kieferorthopädische Instrumente. Die Herstellung erfolgt dabei viermal so schnell wie bei vergleichbaren Systemen. Die rasche Produktion ermöglicht eine schnellere Versorgung der Patienten, während das Labor neben Zeit auch Kosten spart. Beim 3D-Druck von Prothesen soll sich die Zeitersparnis auf 70 bis 80 Prozent belaufen. Produzieren Sie präzise Dentalprothesen mit zahlreichen Details. Präzise Arbeitsmodelle, Bohrschablonen und Kieferorthopädische Thermoformmodelle in weniger Zeit, günstiger und mit höherer Qualität.

Der neue 3D Systems Dental-3D-Drucker arbeitet mit der Figure 4 Technologie, die mit den Branchenstandards für Intra-Oral-Scanner und -Software kompatibel ist. Anwender profitieren von durchgängigen Arbeitsprozessen. Insgesamt bietet das NextDent-Portfolio mittlerweile 30 verschiedene Resine, die in unterschiedlichen Farben verfügbar sind. Die Dentalmaterialien besitzen eine Biokompatibilität und sind CE zertifiziert.

Spezifikation Werte

Spannung	110V 100-240VAC, 50-60HZ, 4.0A
Sicherung	T5A/250V
Abmessungen	W 70 x L 68 x H 135 cm
Gewicht	35 Kg/54 Kg mit Ständer

	Art.-Nr.	Preis
NextDent 5100 3D-Drucker	267697	9.990,00

NextDent

by 3D SYSTEMS



3D SYSTEMS LC-3DPrint Box

Bei der LC-3DPrint Box handelt es sich um eine hochmoderne UV-Licht-Box, die für die Nachhärtung von 3D-Druckmaterialien geeignet ist. Die neue LC-3DPrint Box ist mit 12 UV-Lampen ausgestattet, die im Inneren der Box strategisch positioniert sind. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt von allen Seiten beleuchtet wird, wodurch ein schneller und einheitlicher Härtungszyklus gewährleistet wird.

Die Nachhärtung ist erforderlich, um die Endigenschaften des Materials zu erzielen. Nach dem Druckvorgang ist der gedruckte Werkstoff noch nicht vollständig ausgehärtet und muss nachbehandelt werden.

	Art.-Nr.	Preis
LC-3DPrint Box	267698	1.500,00



3D SYSTEMS LC-3DMixer

Bei dem LC-3D-Mixer handelt es sich um eine Vorrichtung zum Abrollen/Kippen/Rühren, die dazu dient, 3D-Druckwerkstoffe zu mischen, bevor sie in das Harzbecken des Druckers gegossen werden. Einige Druckharze müssen gut vermischt werden um ihre Partikel harmonisch, in der Flüssigkeit zu verteilen. Das Schüttern von Hand reicht bei hochgefüllten, kolorierten Materialien nicht aus. Die Materialien sollten mithilfe des LC-3D-Mixers gründlich gemischt werden. Bei nicht ausreichender Vermischung können Farbabweichungen und Fehldrucke auftreten.

	Art.-Nr.	Preis
LC-3DMixer	267699	275,00



Führende Dental Materialien für den 3D-Druck

Fragen Sie auch nach den passenden zertifizierten, biokompatiblen Materialien. Allein schon die große Auswahl an druckbaren Werkstoffen für ein breites Spektrum an zahnmedizinischen Anwendungen machen die NextDent-Materialien einzigartig.

Hinweis: Alle Materialien haben wir für Sie in Österreich lagernd!



BANDELIN Sonorex Super RK 102 H

Leistungsstarkes Ultraschall-Reinigungsbad mit Heizung und Ablauf-Kugelhahn

- Heizung mit 30–80 °C
- Zeiteinstellung 1–15 Min. und durchgehend
- 3 Liter Schwingwanne
- 2 PZT-Großflächen-Schwingensysteme

Außenmaße L x B x H: 260 x 160 x 250 mm

Innenmaße L x B x T: 240 x 140 x 100 mm

Ultraschall-Spitzenleistung: 480 W

Betriebsfrequenz: 35 kHz

	Art.-Nr.		Preis
Sonorex Super RK 102 H	70137	998,00	729,00



BEGO Nautilus T

Nautilus' T – das kompakte Tisch-Vakuum-Druckgussgerät mit integrierter Power-Kühlung, Induktionsheizung und Kamerasystem

IDS-Neuheit 2019!

Abmessungen B x H x T: 600 x 520 (bei geöffnetem Deckel) x 670 mm

Nennspannung: 230 VAC, 50/60 Hz

Druckluftanschluss: mind. 5 bar (Anschlussgewinde 1/4")

Luftverbrauch: ca. 100 Liter/Min.

Gewicht: ca. 63 kg

Lieferumfang:

4 Keramiktiegel, 2 Kunststoffgriffe für Keramiktiegel, 2 Keramikgriffe für Keramiktiegel, 2 Graphit-Zylinder, 1 Glas-Kohlenstoff-Zylinder, 1 Pinzette, 1 Muffelaufnahmeplatte Keramik, Muffelaufnahme (Keramik) für Größen 1 und 9, Muffelaufnahme (Keramik) für Größen 3 und 6, Muffelaufnahmegitter für Modellguss (15 mm hoch), Gussmuldenformer Größe 3, 6 und 9, Modellguss-Trichterformer

	Art.-Nr.		Preis
Nautilus T	269956	14.749,00	13.900,00



COLTENE Biosonic Ultraschallgerät UC150

Ultraschall-Reinigungssystem

Das neue Ultraschallgerät BioSonic UC150 ist ein vielseitiger Hochleistungsreiniger, der hartnäckigste Beläge auch an manuell nicht zugänglichen Stellen restlos entfernt. Gleichzeitig dokumentiert er automatisch alle Reinigungsgänge und speichert die jeweiligen Protokollkdaten auf der internen Festplatte.

EFFIZIENZ

- Datenprotokollfunktion und Download von Nutzungsdaten über USB
- Heizfunktion – Funktion kann über Code separat aktiviert werden
- Bietet Platz für mehrere Kassetten gleichzeitig

VIELSEITIGKEIT

- Individuell einstellbare Funktionen
- Verwendung als Tisch- oder Einbaugerät

KOMFORT

- Geräuscharm im Betrieb
- Handschuhfreundlicher Touchscreen
- Schnelle Entleerung mit extern zugänglichem Ablasshahn

Ultraschall-Reiniger inkl. folgendem Zubehör	Art.-Nr.		Preis
UC150 Korb	*		174,30 €
1l UC40 Universal Ultraschallreiniger	*		25,60 €
Aktivierungscode für Heizung	*		gratis 129,00 €
Gerät	257340		1.090,00 €



Aktion:

Sie erhalten zusätzlich 100,00 € bei der Rückgabe eines Altgerätes und zusätzlich einen Becherhalter im Wert von 28,30 € sowie ein Borsilikat Becherglas zu 25,60 € ohne Berechnung!

Dentsply Sirona Multimat CUBE
inkl. Pumpe – Aktionspaket

Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme sorgen für hervorragende Ergebnisse beim Pressen und Brennen von handelsüblichen Dental-Keramiken, inkl. Lithium-Silikat/Disilikat-Glaskeramik. Das große Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche gewährleistet einen klaren und einfachen Zugriff auf die Programme.

- Automatische Programmfortführung nach kurzzeitigem Stromausfall (Spannungsausfallüberbrückung)
- Intelligentes Aufheizprogramm
- LED-Statusanzeige
- 2 USB-Anschlüsse für die Datensicherung, Update-Funktion per USB-Stick und zum Anschluss einer Standard-Tastatur
- WiFi-Stick (optional)
- Entspiegeltes Glas-Touchdisplay mit 3 mm gehärtetem Glas

5.600,00



	Art.-Nr.	Preis
Aktionspaket Multimat Cube inkl. Vakuumpumpe	269991	5.600,00

Dentsply Sirona Multimat CUBE press
inkl. Pumpe – Aktionspaket

Der Multimat Cube press ist die ultimative Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme sorgen für hervorragende Ergebnisse beim Pressen und Brennen von handelsüblichen Dental-Keramiken, inkl. Lithium-Silikat/Disilikat-Glaskeramik.

Das große Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche gewährleistet einen klaren und einfachen Zugriff auf die Programme.

- Brenn- und Pressprogramme der Dentsply Sirona Keramiksysteme vorinstalliert
- Automatische Programmfortführung nach kurzzeitigem Stromausfall (Spannungsausfallüberbrückung)
- Intelligentes Aufheizprogramm
- LED-Statusanzeige
- 2 USB-Anschlüsse für die Datensicherung, Update-Funktion per USB-Stick und zum Anschluss einer Standard-Tastatur
- WiFi-Stick (optional)
- Entspiegeltes Glas-Touchdisplay mit 3 mm gehärtetem Glas

~~6.850,00~~

6.490,00



	Art.-Nr.	Preis
Aktionspaket Multimat Cube press inkl. Vakuumpumpe	269992	6.850,00 6.490,00

Dreve Polymax-5

Druckpolymerisationsgerät mit Temperaturbereich bis 95 °C, mit stufenlos regelbarem Druck von 3 bis 6 bar. Durch ein besonders großes Drucktopfvolumen auch zur Aufnahme von großen Artikulatoren, 3 Messingküvetten inkl. Bügel bzw. 4 Castdon Küvetten geeignet.

- Besonders großes Drucktopfvolumen zur Aufnahme auch großer Artikulatoren
- Stufenlos regelbarer Druck von 3 bis 6 bar

Abmessungen H x B x T: 10 x 340 x 400 mm

Drucktopf: Ø 220 mm, 174 mm tief

Gewicht: 16,9 kg

~~2.150,00~~

1.749,00

Sie sparen 18 %



	Art.-Nr.	Preis
Polymax-5 rot	38830	2.150,00 1.749,00
Polymax-5 silber	38831	2.150,00 1.749,00

ERKODENT® Erkoform-3d motion

Vakuum-Tiefziehgerät mit berührungsloser Temperaturkontrolle, Vorvakuum, Touchpanel und automatisiertem Tiefziehvorgang

- Kein Druckluftanschluss nötig
- Keine Vorheizzeit
- Schlagartig aufgebautes Vakuum
- Als Zubehör kann das Occluform-3 installiert werden

Geräteabmessung H x B x T: 315 x 350 x 370 mm

Gewicht: 13,9 kg

Lieferumfang:

- 1 Folienspannring
- 1 Granulat-Auffangbehälter
- 1 Modellscheibe
- 1 Granulatopf
- 1 Pinsel für Füllgranulat mit Gummikappe
- 1 On-off-Magnet rot oder grün
- 1 Netzkabel
- 1 Füllgranulat (1,8 kg)
- 1 Folienversuchspackung
- 1 Gerätepapiere (Mappe)

	Art.-Nr.		Preis
Erkoform-3d motion	232563	1.959,30	1.629,00



ERKODENT® Erkoform 3d+

Tiefziehgerät mit Reserve-Vakuum und hochauflösendem Touchpanel

Geräteabmessung H x B x T: 315 x 350 x 370 mm

Gewicht: 11,9 kg

Folienstärke: 0–5,5 mm

Lieferumfang:

- Anwendungsbrochüre
- Tiefziehmaterialmuster
- Füllgranulat 1,8 kg

	Art.-Nr.		Preis
Erkoform-3d+	244820	1.766,82	1.385,00



ESCHENBACH Stereomikroskop 33263

Aufflicht-Stereomikroskop mit Federgelenkarm

- Mit integrierter LED-Ringleuchte
- Vergrößerungen von 10-fach und 20-fach
- Bis auf 40-fach erweiterbar
- Stabiler Metall-Gelenkarm 850 mm
- 45° Schrägeinblick
- Um 360° grad drehbar

Lieferumfang:

- Beleuchtung inkl.
- Tischklemme

	Art.-Nr.		Preis
Stereomikroskop 33263	16792	698,00	559,00



Dank ihren Eigenheiten ist die Laserschweißmaschine der EVO Serie der weltweite Referenzpunkt der Schmuck- und Dentalindustrie.

- Stereo-Mikroskop Leica 10x
- LED-Beleuchtung mit Dimmer
- sehr großräumige Arbeitskammer
- Joystick in der Arbeitskammer für Änderungen der Laserparameter
- USB Stick um Daten (Laserparameter) zu speichern und um Software Updates durchzuführen
- Farbtouchscreen Display für den einfachen Zugriff auf Parameter und Änderungen der Laserparameter
- mechanischer und elektronischer Verschluss, um höchste Sicherheit zu garantieren
- Argon-, Luft-, Stickstoffanschluss (optional)

	Art.-Nr.	Preis
EVO	L00B0100	11.530,00

11.530,00



'GC' Labolight DUO

Für indirekte Composites: LED-Dual-Lichthärtegerät mit 2 Lichthärte-Methoden

Lichthärtegerät, das 2 Lichthärteverfahren kombiniert: Zwischenhärten (Intervallmodus) und Endhärten (Vollmodus).

- Doppelte Wellenlängen-LED-Technologie mit langer Lebensdauer und einem Spektrum von 12 blauen LEDs: 465–485 nm und 3 violetten LEDs: 390–400 nm
- Optimale Aushärtung von allen dentalen lichthärtenden Materialien
- Einfacher Zugang, breite Öffnung
- Automatisches Rotationssystem mit reflektierender Platte für eine optimale Lichtverteilung
- Objektträger für eine wirksame Positionierung der Objekte während der Lichthärtungszyklen

Abmessungen B x H x T:

159 x 297 x 290 mm (geschlossen)
159 x 418 x 307 mm (geöffnet)

Gewicht:

5,3 kg

Netzspannung:

100–240 V AC, 50–60 Hz, 1,2 A max.

	Art.-Nr.	Preis
Labolight Duo	250787	2.835,10 2.269,00

~~2.835,10~~

2.269,00

Sie sparen 19 %





Harnisch+Rieth Punktstrahlgerät P-G 400

~~5.180,00~~

ab **4.399,00**

Sie sparen 15 %

Modular aufgebautes High-End-Punktstrahlgerät

- 2–4 Strahlkammern lieferbar
- Strahlmittelreserve-Anzeige
- Hohe Strahlmittlersparnis durch elektrisch gesteuertes Vibrationsmischkammersystem mit exakter Dosierregelung
- Hell ausgeleuchtete Strahlkabine
- Einsetzbar für alle Feinstrahltechniken
- Strahldruck und Fördermenge individuell einstellbar
- Ein-/Abschaltautomatik

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bestückung/Korngröße der Strahlkammern an!

Abmessungen H x B x T: 680 x 490 x 400 mm

Druckluft: 9 bar

Gewicht: 39–45 kg

Lieferumfang:

- Fußschalter
- 2 m Druckluftschlauch
- Netzkabel mit Winkelstecker



	Art.-Nr.		Preis
P-G 400/2 mit 2 Mikro-Strahldüsen	73616	5.180,00	4.399,00
P-G 400/3 mit 3 Mikro-Strahldüsen	73625	6.230,00	5.298,00
P-G 400/4 mit 4 Mikro-Strahldüsen	73629	7.290,00	6.198,00



Harnisch+Rieth Absaugung D-LE 255 S

~~1.860,00~~

1.579,00

Sie sparen 15 %

Einplatz-Absauganlage zum Einsatz an allen Funktionsgeräten

- Große Saugleistung
- Höchste Filterwirkung
- Staubaufnahme ca. 10 kg
- Laufruhiger Absaugmotor
- Optimale Schalldämmung

Abmessungen H x B x T: 522 x 380 x 330 mm

Gewicht: 25 kg

Schlauchanschluss Ø: 40 mm

Lieferumfang:

- 1,5 m Absaugschlauch Ø 40 mm
- Anschlussstutzen

	Art.-Nr.		Preis
Absaugung D-LE 255 S	32323	1.860,00	1.579,00



ivoclar digital: Programat S1 1600 Sinterofen

- Sinterprozesse bis 1.600 °C möglich
- Schnelle Prozesszeit (75 Minuten für Einzelzähne)
- Geringerer Energieverbrauch und höhere Energieeffizienz (Power Saving Technology)
- Möglichkeit zur Temperaturkalibration
- OSD-Anzeige
- Hohe Servicefreundlichkeit durch abnehmbaren Ofenkopf
- Robuste Folientastatur

Abmessungen H x B x T: 570 x 410 x 430 mm

Max. Sintertemperatur: 1.600 °C

Gewicht: 27 kg

Lieferumfang:

- S1 Temperaturkontrollset Starter-Kit
- Sintertisch
- Sintertischgabel
- Bedienungsanleitung
- CD-ROM PrograBase 3
- USB-Downloadkabel
- Netzkabel

	Art.-Nr.		Preis
Programat S1 1600 Sinterofen	248111	12.475,00	11.229,00



~~12.475,00~~

11.229,00

UGIN dentaire e.ON Sinter+

Sinterofen für Zirkonoxid

UGIN DENTAIRE präsentiert die neueste technische Entwicklung, fortschrittliche elektronischen Komponenten, robuste Bauweise und ergonomisches Design.

Die Hochtemperatur-Ofenmuffel mit sechs feuerfesten Metallstangen und hochreinem Aluminiumfasermaterial hergestellt, bietet hervorragende Isoliereigenschaften und geringe thermische Trägheit.

Das Control Interface ist ein großer High Definition Color Touch Screen mit guter Grafik und einfacher Bedienbarkeit.

Die fortschrittliche intelligente Temperaturregelung sorgt für eine hohe Temperaturgenauigkeit und zuverlässige Ergebnisse aller Zirkon Material Typen

Ihre Vorteile

- 7" Farb display mit Touchscreen
- Microsoft Windows Navigation
- Aluminiumfasern-Muffel
- Graphische Anzeige des aktiven Zyklus
- 40 freie Programme (je 40 Stufen programmierbar)
- 6 Heizelemente (MoSi2 Stäbe)
- 3 Sinterschalen inkl. Perlen für 60 Einheiten
- Temperatursensor Pt/Rh (Platinum Rhodium)
- 1730°C max. Temperatur
- Temperaturkontrolle durch PID
- 74 kg
- 420 x 600 x 830 mm (BxTxH)

	Art.-Nr.		Preis
e.ON Sinter+	271284		5.900,00

5.900,00



KAVO K-ERGOgrip

Dental Excellence

Konditionsstarke und belastbare Mechanik der K-ERGOgrip Antriebseinheit • Max. Arbeitsdrehzahl im Rechts- und Linkslauf abrufbar • Drehmoment- und Drehzahlwerte in 4 Steuerungsprogrammen • Werkzeugfreies Wechseln der Spannzange • Drehzahlbereich 1.000–50.000 UpM • Max. Drehmoment 7 Ncm • Abgabeleistung 160 W • Kollektorloser DC-Motor mit einer Antriebswelle • Handstücklänge 140 mm

	Art.-Nr.		Preis
K-ERGOgrip TLC Knie-Anlage	191913	2.418,00	1.519,00
Lieferumfang:			
K-Control TLC Kniestuerung			
K-ERGOgrip Handstück			
2 Griffhülsen			
Handstückablage			
K-ERGOgrip TLC Fuß-Anlage	193160	2.418,00	1.519,00
K-ERGOgrip TLC Auf Tisch-Anlage	196046	2.418,00	1.519,00



~~2.418,00~~

1.519,00

Sie sparen 37 %

KAVO K-Powergrip / K-Control TLC Anlagen

Dental Excellence

Minimalstes Laufgeräusch • Einfacher Kugellagerwechsel • Multifunktionssteuergerät TLC • Werkzeug-Schnellspannung • Sicherheits-Drehrichtungsumkehrung • Linkslauf bis 5000 U / min • Digitalanzeige mit Funktionsanalyse • Drehmoment von 7,0 Ncm • Reduzierte Oberflächentemperatur • Mehr Grip durch Soft-Einlagen • Vibrationsfreier Antrieb • Drehzahl 1.000–50.000 UpM • Gewicht des Handstücks 240 g

	Art.-Nr.		Preis
Knieanlage TLC 4955/4941	225822	2.296,00	1.519,00
Lieferumfang:			
Steuergerät 4955			
Handstück 4941 und Handstückablage			
Fußanlage TLC 4956/4941	225823	2.296,00	1.519,00
Auftischanlage TLC 4957/4941	225824	2.296,00	1.519,00



~~2.296,00~~

1.519,00

Sie sparen 33 %

KAVO K5 plus / K-Control TLC Anlagen

Dental Excellence

Linkslaufumschaltung mit max. 5.000 UpM • Einwellensystem mit 2 Kugellagern • Leichtes Handstück mit 220 g • Drehzahlen von 1.000 bis 35.000 UpM • Minimalstes Laufgeräusch • Besonders servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel) • Werkzeug-Schnellspannung • 4-Farben-Digitalanzeige mit Funktionsanalyse • Max. 4,5 Ncm Drehmoment

	Art.-Nr.		Preis
Knie-Anlage 4955/4911	225819	1.741,00	1.150,00
Lieferumfang:			
Steuergerät 4955			
Handstück 4911 und Handstückablage			
Fußanlage 4956/4911	225820	1.741,00	1.150,00
Auftischanlage 4957/4911	225821	1.741,00	1.150,00



~~1.741,00~~

1.150,00

Sie sparen 33 %

NSK Ultimate XL Compact Technikmaschinen

Die Ultimate-Serie bietet die Auswahl zwischen 4 verschiedenen Steuergeräten.

- Sanftes Anlaufen mit dem 180°-Vektor-Kontrollsystem
- Starkes und stabiles Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich
- Neue ergonomische Formgebung
- Der leichte und kompakte Körper verringert die Ermüdung der Hand und verbessert das Gleichgewicht
- Einzigartiger Staubschutzmechanismus
- Vibrations- und geräuscharm

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Mikromotorhandstück
- Handstückablage

	Art.-Nr.		Preis
Ultimate XL-GC Tischmodell inkl. Fußschalter	228960	1.285,00	950,00
Ultimate XL-DC Tower inkl. Fußschalter	229786	1.285,00	950,00
Ultimate XL-KC Kniestuerung inkl. Fußschalter	211363	1.285,00	950,00
Ultimate XL-FC Fußsteuerung	225724	1.285,00	950,00

~~1.285,00~~

950,00

Sie sparen 26 %

NSK Ultimate XL Torque Technikmaschinen

Eine Kombination von Sanftheit und Stärke, die ihresgleichen sucht!

- Sanftes Anlaufen mit dem 180°-Vektor-Kontrollsystem
- Starkes und stabiles Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Mikromotorhandstück
- Handstückablage

	Art.-Nr.		Preis
Ultimate XL-GT Tischmodell inkl. Fußschalter	213056	1.535,00	1.098,00
Ultimate XL-DT Tower inkl. Fußschalter	37145	1.535,00	1.098,00
Ultimate XL-KT Kniestuerung inkl. Fußschalter	205711	1.535,00	1.098,00
Ultimate XL-FT Fußsteuerung	205686	1.535,00	1.098,00

~~1.535,00~~

1.098,00

Sie sparen 28 %





Poliret Classic Poliereinheit

Diese Poliereinheit aus Edelstahl eignet sich zum schnellen und wirtschaftlichen Polieren, Schleifen, Säubern und Bürsten von Metall-, Kunststoff- und Keramikteilen – in der Zahntechnik genauso wie in anderen Arbeitsbereichen. Eine integrierte Staub- und Schmutzabsaugung, die Arbeitsfeldleuchten sowie die Sichtschutzscheiben helfen, den richtigen „Durchblick“ zu behalten. Der Motor ist kohlebürstenlos für den Dauerbetrieb geeignet und in 2 Stufen regelbar. Er wird sicherheitstechnisch ergänzt durch einen gut erreichbaren Not-Ausschalter.

~~3.200,00~~

2.529,00

Sie sparen 20 %

	Art.-Nr.		Preis
Poliret Classic Poliereinheit	261083	3.200,00	2.529,00



Polycure

Das innovative Lichthärtegerät aus hochwertigem Edelstahl bietet 3 Lichtfrequenzen für verschiedenste Materialien. Langlebige Hochleistungs-LEDs, ein großflächiger Drehteller sowie die integrierte Lüftung des Innenraums sorgen für optimale Aushärtungsbedingungen. Ideale Bedienbarkeit wird durch die individuelle Zeiteingabe am elektrischen Timer und die große Zugriffsfläche über dem Klappdeckel gewährleistet.

~~1.500,00~~

1.350,00

	Art.-Nr.		Preis
Polycure	270417	1.500,00	1.350,00





Basic quattro

Komfortabler, flexibler Feinstrahler der Oberklasse mit 2–4 Tanks

- Neue Ausführung mit LED-Technologie
- Modularer Aufbau
- Bis auf 4 Strahlentanks aufrüstbar
- Tankwahlschalter in der Strahlkammer
- Verschleißarme Strahlschläuche

Abmessungen B x H x T (1–2 Tanks): 395 x 285 x 465 mm

Abmessungen B x H x T (3–4 Tanks): 395 x 285 x 560 mm

Gewicht: 8,9 kg

Lieferumfang:

- 1 Tank 25–70 µm
- 1 Tank 70–250 µm

	Art.-Nr.		Preis
Basic quattro	217379	1.498,00	1.189,00

~~1.498,00~~

1.189,00

Sie sparen 20 %



Basic quattro IS

Kontrolliertes und punktgenaues Abstrahlen von filigranen Objekten durch integrierte Schnellstopptechnik ‚IS‘ (Immediate Stop)

Präzises und prozesssicheres Arbeiten bei bester Kosteneffizienz dank einzigartiger Mischkammer-Technologie – schnelles und sicheres Arbeiten mithilfe einer individuellen Druckeinstellung und -anzeige auf jedem Tank

Abmessungen B x H x T:

395 x 320 x 510 mm

Gewicht:

11,5 kg

Lieferumfang:

- 1 Tank 25–70 µm
- 1 Tank 70–250 µm

	Art.-Nr.		Preis
Basic quattro IS	217383	1.959,00	1.549,00

~~1.959,00~~

1.549,00

Sie sparen 20 %





EASY view 3D Mikroskop

~~4.692,00~~

3.998,00

Der Renfert EASY view 3D Dental Viewer ist ein innovatives Video-Mikroskop mit 3D-Monitor.

Vorteile

- Natürliche Hand-Augen-Koordination bei filigranen Arbeiten durch 3D-Modus
- Ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten durch natürliche und gesunde Körperhaltung bei Betrachtung des Objekts am Monitor
- Erstellung von hochauflösenden Fotos und Videosequenzen in Full-HD-Qualität zur Dokumentation und Kommunikation via Netzwerk oder integriertem USB-Stick

Weitere Details

- Präzises, sicheres und kontrolliertes Arbeiten mit 15-facher oder 20-facher Vergrößerung
- Perfect View auf die Objekte durch Tageslicht-LED mit 5.000 Kelvin
- Werkstoffoptimierte Bildwiedergabe mithilfe von 4 verschiedenen Objektmodi
- Handling in Echtzeit durch nahezu latenzfreies Arbeiten
- Full-HD-3D-Monitor mit spezieller 3D-Brille sorgt für gestochen scharfe Bildwiedergabe
- Updatefähigkeit ermöglicht jederzeit Anpassung auf neuesten Softwarestand
- Bestens geeignet für Schulungszwecke und Präsentationen durch die Anschlussmöglichkeit weiterer 2D-Monitore oder eines Beamer

Netzspannung: 100–240 V / 50–60 Hz

Leistungsaufnahme: 12 W

Video-Auflösung: Full-HD (1.900 × 1.080)

Vergrößerung: 15-/20-fach

Beleuchtungsstärke: ca. 40.000 Lux

Gewicht: 0,7 kg

Lieferumfang:

- Easy view Kopfteil mit Netzteil und Netzkabel
- LED-Beleuchtung
- Haltearm mit Kabel und Sockel mit Universalzwinge
- Monitor mit Netzteil und Netzkabel
- 3D-Polarisationsbrille
- USB-Speicherstick
- Maus
- Fußschalter
- Tischauflage
- Quick-Start-Guide



	Art.-Nr.		Preis
Easy view 3D Mikroskop	262202	4.692,00	3.998,00
Easy view 3D HDMI-Splitter	262215	97,50	87,75
Easy view 3D HDMI-Video-Recorder	262204	169,50	152,55
Easy view 3D/2D-Converter	266074	786,00	699,00



SILENT compact

Die SILENT compact ist eine kleine Arbeitsplatzabsaugung für einen Verbraucher.

- Einsparung des Staubbeutelwechsels durch eine beutellose Feinstfiltertechnik, inkl. mechanischer Filterabreinigung
- Ansteuerung der Verbraucher mittels einer intelligenten Einschaltautomatik
- Lärmreduzierung dank eines vollgekapselten Kollektormotors
- Leichte Integration durch eine kompakte Bauweise
- 2 Saugstufen mit einer optimal auf die jeweiligen Anwendungen abgestimmten Saugleistung
- Aktiver Gesundheitsschutz durch Filtertechnik mit einem Abscheidegrad von 99,9 %

Lieferumfang:

- SILENT compact
- Quick Start Guide SILENT compact
- Quick Reference Card SILENT compact
- Netzkabel 230 V mit Kaltgerätestecker
- Saugschlauch 2 m

	Art.-Nr.		Preis
Silent Compact	244418	1.097,50	899,00



~~1.097,50~~

899,00

Sie sparen 18 %

Lichtofen für die Polymerisation von 3D-gedruckten Objekten mit LED-Belichtungstechnologie und Schutzgasvorrichtung (Stickstoff), um die Bildung einer Inhibierungsschicht zu vermeiden. Die Steuerung der Belichtungsparameter erfolgt über Touchscreen. Integrierte Sensoren messen den Schutzgasfluss in der Polymerisationskammer und informieren den Anwender über den Zustand der Leuchtmittel. Der Lichtofen kann über ein drahtloses Netzwerk mit einer App kommunizieren, um QM-relevante Daten wie z. B. Belichtungsprogramme zu übermitteln.

Dual-Wellenlänge: 365 / 405 nm

Lichtquelle: UV-LED

Abmessungen außen: 405 × 210 × 430 mm

Abmessungen UV-Kammer: 167 × 115 × 105 mm

Netzwerkcompatibilität: WiFi

Sensor: Gas-Druck, UV-Sensor

Arbeitsdruck: 1,8 bar

Lieferumfang:

- Druckminderer
- Schlauch 2,5 m, Ø 6 mm
- Teflon-Dichtungsband

	Art.-Nr.		Preis
IMPRIMO Cure	270118	2.990,00	2.798,00

~~2.990,00~~
2.798,00



L Protect SH-D

Einzigartige Schutzscheibe mit flexiblem Schwanenhals. Durch die clevere Konstruktion mit dem stabilen und biegsamen Arm ist eine flexible Positionierung der Schutzscheibe in jede Richtung möglich. Die 2 verschiedenen Befestigungssysteme Tischklemme oder Tischfuß ermöglichen eine einfache Montage von L Protect SH-D an jedem Arbeitsplatz.

	Art.-Nr.		Preis
L Protect SH-D mit Tischklemme	247386	499,00	429,00
L Protect SH-D mit Tischfuß	247387	499,00	429,00

~~499,00~~
429,00



SCHICK
DENTAL **Q Profi Technikmaschine**

Mit einem Drehzahlbereich von 1.000–50.000 UpM (Knieversion) und 8,0 Ncm Leistung meistert Q Profi spielend und zuverlässig alle Arbeiten im Dentallabor. Highlight des Q Profi Mikromotors ist das Motorhandstück mit einer griffigen Soft-Grip-Oberfläche. Die Formgebung des Motorhandstückes sowie das integrierte Dichtsystem bieten hervorragenden Schutz vor Verschmutzung und frühzeitigem Verschleiß.

Lieferumfang:

- Motorhandstück mit Kabel
- Steuergerät
- Netzleitung
- Handstückablage

	Art.-Nr.		Preis
Q Profi Kniestuerung	266257	1.565,00	1.349,00
Q Profi Fußsteuerung	266258	1.565,00	1.349,00

~~1.565,00~~
1.349,00



SCHICK
DENTAL **S3 Master Fräsgerät**

Top-Modell der Schick Fräsgeräte

- Höhenverstellbarer Frästisch
- Einstellbare Armauflagen
- Flexibler Bediensatellit
- Optimale Ausleuchtung durch LED-Lichtkopf
- Dreidimensionaler Fräsarm mit Magnetspannung
- Drittes Gelenk für maximale Bewegungsfreiheit
- Magnetspannung für Modelltisch
- Drehzahl 1.000–50.000 U/min.
- 7,8 Ncm Drehmoment
- Spannweite Ø 2,35 mm (auf Wunsch Ø 3,0 mm)

Abmessungen B x H x T: 300 x 500 x 420 mm

Gewicht: 23 kg

Lieferumfang:

- Fräsgerät S3 Master
- Frässpindel
- Lichtkopf

	Art.-Nr.		Preis
S3 Master Fräsgerät	232689	7.690,00	6.999,00

~~7.690,00~~
6.999,00



VITA vPad Bedienelement

vPad comfort

One-Touch-Bedienung für die Steuerung von 1 oder 2 VITA Brenneinheiten

	Art.-Nr.		Preis
vPad comfort	267177	1.400,00	1.260,00

~~1.400,00~~

1.260,00



VITA Zyrcomat 6100 MS lackiert

Nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und mit einer modernen Hard- und Software

Profitieren Sie von:

- Homogener Wärmeverteilung in der Sinterkammer
- Vollautomatischer Kalibrierung mit garantierter Temperaturgenauigkeit
- Sintern von bis zu 80 Einheiten auf 2 Ebenen
- HighSpeed-Sintern in 80 Min.

	Art.-Nr.		Preis
Zyrcomat 6100 MS Ohne vPad Bedienelement	269834	10.700,00	10.165,00

~~10.700,00~~

10.165,00



SolFlex 3D-Drucker

- Zum Druck von Modellen, Schienen und orthopädischen Hilfsteilen geeignet
- Zur Verarbeitung unterschiedlicher, hochwertiger lichthärtender Kunststoffe geeignet
- Verarbeitung von mehrheitlich verwendetem STL-Format
- Hohes Wannenvolumen erlaubt die Fertigung über Nacht
- DLP-Verfahren mit langlebiger UV-LED-Lichtquelle
- Patentierte Flex-Vat – sehr materialsparend, da weniger Stützmaterial notwendig

Lieferumfang:

- 3D-Drucker
- Flex-Vat / Materialwanne flexibel
- Plattform / Bauplattform

	Art.-Nr.	Preis
SolFlex 170 3D-Drucker	260580	11.900,00



Perfecta 900

Das neue Konzept

- Zur Bearbeitung aller im Dentallabor speziell verwendeten Werkstoffe (z. B. Zirkonoxid, Keramik)
- Drehzahlbereich von 5.000 bis 100.000 UpM
- Drehmoment 0,7 Ncm
- Überlastschutz
- Automatik-Modi – Bistabil
- Tempomat
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellläuferhandstück
- Handstückablage
- Motorkabel
- Ausblasfunktion
- Aufrüstbar mit All-in-one-Motorhandstück LA-66

Lieferumfang:

- Schnelllaufhandstück LA-9
- Steuergerät
- Interne Wasserversorgung
- Bedienelement

	Art.-Nr.	Preis
Perfecta 900 Kniegerät	190864	2.240,00 1.749,00
Perfecta 900 Tischgerät	196352	2.240,00 1.749,00
Perfecta Motorhandstück LA-66	193206	1.007,00 940,00
Perfecta Motorhandstück-Kabel	193207	149,00 149,00

~~2.240,00~~

1.749,00

Sie sparen 21 %



Für Sie da!

Technischer Kundendienst – und alles läuft!

Ihre Plandent Technik-Hotline

0800 / 070550



So erreichen Sie uns:

Graz

Lauzilgasse 21–23, 8020 Graz
Telefon: +43 (0) 316 / 225883
Fax: +43 (0) 316 / 225884-15
E-Mail: team.graz@plandent.at

Wals

Pannzaunweg 1b, 5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 / 857700
Fax: +43 (0) 662 / 857700-4
E-Mail: team.salzburg@plandent.at

Wien

Scheringgasse 2, 1140 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 6620272
Fax: +43 (0) 1 / 6620272-20
E-Mail: team.wien@plandent.at

Bestell-Hotline: 0800 / 808032, Bestellfax: 0800 / 808036, Technik-Hotline: 0800 / 070550

Preise und Raten in Euro, zzgl. ges. MwSt. Geräte zzgl. Montagekosten. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Material-Aktionsangebote abzüglich individueller Einkaufskonditionen. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der Plandent GmbH bzw. des Herstellers. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Postanschrift: Plandent GmbH, Scheringgasse 2, 1140 Wien