

PlanDeal

GÜLTIG: 01. 10.-31. 12. 2020

EINRICHTUNG & KLEINGERÄTE





ROMEXIS 6 – ALL-IN-ONE-SOFTWARE FÜR PLANMECA

Ihre All-in-One-Lösung: alle Daten, Werkzeuge, Planungstools und Indikationen in einer Software. Gestalten Sie alle Ihre 2D-, 3D- oder CAD/CAM-Workflows nach Ihren Bedürfnissen. Ein Workflow-Assistent und die intuitive Benutzeroberfläche helfen dabei, Komplexes einfach zu machen. Funktionsleisten, Ansichten und Fenster passen Sie nach Ihrem Geschmack an. Sie bestimmen, wer etwas sehen darf und können alle Daten in offenen Standards importieren und exportieren. Während Sie wissen, dass Romexis alles sicher und rechtskonform verwaltet, können Sie sich einfach um anderes kümmern.

www.planmeca.com/de/software/

Kompatibel
mit Mac und
Windows

- 2D-Bildgebung
- 3D-Bildgebung
- 2D Cephalometric Analysis
- CAD/CAM
- Model Analyser
- 3D-Implantologie
- 3D Ortho Studio
- CMF Surgery
- 4D™ Jaw Motion
- Smile Design



Behandlungseinheit

PLANMECA

Compact i5

- Absolut kompakt
- Großer Bewegungsbereich
- Einfache und effektive Reinigung nach RKI
- Bequemes Polster: perfekte Liegefläche

Schwingbügel:

- 6-Funktions-Spritze Luzzani
- 2 x BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- LM Pro Power Ultra ZEG LED

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger
- USB-Anschluss

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Compact i Ultra Relax

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Integriertes Tray Gr. 1
- Warmwasserboiler, Speischale blau
- Externe Nassabsaugung
- WEK System
- Verstellbare Saugablage an der Speifontäne
- Dürr Handstück für Spraynebelabsaugung
- Funkfußschalter

Inklusive:

- **Planmeca Lumo:** Für eine ergonomische und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation ist der Planmeca Lumo™-Behandlerstuhl eine ausgezeichnete Wahl. Die sich leichtgängig drehenden Räder und die vielseitigen Einstellmöglichkeiten garantieren stressfreie Arbeitstage für Benutzer jeder Größe. Auch während langen Arbeitstagen bietet der Stuhl einen hervorragenden Halt und Komfort.

Lackierung: weiß RAL 9016

Polsterfarbe: nach Wahl

Aufpreis für
Monitor und
Arm nur
€ 1.990,00

€ 26.990⁰⁰
statt € 44.491^{00*}



Behandlungseinheit

€ 19.990⁰⁰
statt € 35.411^{00*}

PLANMECA

Compact i Classic Version Schwinge

- Absolut kompakt
- Großer Bewegungsbereich
- Einfache und effektive Reinigung nach RKI
- Bequemes Polster! Perfekte Liegefläche

Arztelement:

- 3-Funktions-Spritze Luzzani
- 1 × BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- LM Pro Power Ultra ZEG LED

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Ultrarelast

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Quick Connect Tray Größe 2
- Speischale blau
- Externe Nassabsaugung
- Sauberwassersystem
- Verstellbare Saugablage „Flexy Holder“ an der Speifontäne
- Dürr Handstück für Spraynebelabsaugung

Inklusive:

- **Planmeca Lumo:** Für eine ergonomische und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation ist der Planmeca Lumo™-Behandlerstuhl eine ausgezeichnete Wahl. Die sich leichtgängig drehenden Räder und die vielseitigen Einstellmöglichkeiten garantieren stressfreie Arbeitstage für Benutzer jeder Größe. Auch während langen Arbeitstagen bietet der Stuhl einen hervorragenden Halt und Komfort.



Behandlungseinheit

€ 32.900⁰⁰
statt € 49.431^{00*}

PLANMECA Sovereign Classic

Schwingbügel und Tischgerät mit Hängeschläuchen erhältlich

- Flexibilität und Komfort
- Großer Bewegungsbereich
- Einfache und effektive Reinigung nach RKI
- Bequemes Polster: perfekte Liegefläche
- Sitzfläche zusätzlich schwenkbar
- Ideale Behandlung in 12-Uhr-Position
- Links- und Rechtshändergerät

Arztelement:

- 6-Funktions-Spritze Luzzani
- 2 × BienAir MCX LED Mikromotor
- Lichtturbineneinrichtung
- LM Pro Power Ultra ZEG

Helferinnenelement:

- Großer und kleiner Sauger

Behandlungsleuchte/Kopfstütze/Polster:

- Planmeca Solanna OP-Lampe
- Manuelle ovale Kopfstütze
- Polstersatz Planmeca Sovereign Classic, Ultra Relax

Patientenstuhl/Wassereinheit:

- Schwenkbare Top-Tray-Ablage Größe 2
- Warmwasserboiler, Speischale
- Externe Nassabsaugung
- Planmeca WEK Wasserdesinfektion, Schlauchreinigungssystem
- Dürr Handstück für Spraynebelabsaugung
- 1 × Planmeca Lumo Arbeitssessel
- Funkfußschalter

Inklusive:

- **Planmeca Lumo:** Für eine ergonomische und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation ist der Planmeca Lumo™-Behandlerstuhl eine ausgezeichnete Wahl. Die sich leichtgängig drehenden Räder und die vielseitigen Einstellmöglichkeiten garantieren stressfreie Arbeitstage für Benutzer jeder Größe. Auch während langen Arbeitstagen bietet der Stuhl einen hervorragenden Halt und Komfort.

Lackierung: weiß RAL 9016

Polsterfarbe: nach Wahl

Innerhalb
weniger Sekunden
von Rechts- auf
echte Linkshänder-
verwendung
änderbar!

Version
Schwingbügel





€ 16.990⁰⁰

PLANMECA

ProOne

OPG-Klassiker

Unter Verwendung zukunftsweisender Technologien verbindet das Röntgengerät Planmeca ProOne umfangreiche diagnostische Möglichkeiten und eine überlegene Bildqualität mit kompakten Abmessungen und hoher Benutzerfreundlichkeit. Planmeca ProOne ist das gelungene Resultat jahrelanger Forschung, Erfahrung und Tradition im Bereich der dentalen Bildgebung.

- Einfache Patientenpositionierung
- Optionale Aufnahmeprogramme
- Bildbearbeitungssoftware in Perfektion
- Klein und kompakt

PLANMECA

ProSensor HD Set

ProSensor HD Set Ausstattung:

- Größe 1 und Größe 2
- Auflösung hoch > 20 LP/mm



€ 6.590⁰⁰

€ 5.990⁰⁰



PLANMECA

ProScanner™ 2.0

Der Planmeca ProScanner™ erzeugt in kurzer Zeit hochwertige Bilder – und intelligente Details erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

- Kompaktes Design
- Volles Spektrum an Speicherplatten in den Größen von 0 bis 4c
- Benutzerfreundlicher LCD-Touchscreen mit Vorschau bild
- Komfortabler magnetischer Folieneinzug
- Integrierter UV-Sterilisator für Infektionsschutz und Löschvorrichtung für erhöhte Effizienz
- RFID-Chip zur Plattenerkennung in größeren Einrichtungen
- USB- und Ethernet-Schnittstelle
- Romexis-1-Nutzer-Lizenz inklusive

Optional:

RFID-Lesegerät

Röntgen

PLANMECA

ProX

Das einzigartige Planmeca ProX Designkonzept macht die intraorale Bildgebung einfacher und zuverlässiger als je zuvor. Automatische Übergabe der Belichtungsparameter möglich.

Inklusive:

- Abstandarm
- Wandbefestigung
- Handbedienpanel
- Langtubus
- Blendenaufsatz 3×4



€ 3.690⁰⁰
statt € 5.196^{00*}

€ 21.990⁰⁰
statt € 32.626^{00*}

SONDER
AKTIONSPREIS
bis Ende
NOVEMBER
2020



SONDER
AKTIONSPREIS
bis Ende
NOVEMBER
2020



€ 23.640⁰⁰
statt € 35.490^{00*}

Gründer/Digitalisierer Paket 1

Geräte: Pro X, Pro One, ProSensor HH

- Planmeca ProOne Digitalröntgengerät
- Basispanoramaprogramme
- 2D Quart Prüfkörperset DIN6868-5
- Planmeca ProX 220-240V DE-2.000
- Wandbefestigung/Deckenbefestigung/Fahrbares Stativ
- Abstandarm
- Handbedienpaneel
- Planmeca ProSensor HD-Set mit Sensorgröße 2
- Sensorkabel 1 m / Sensorkabel 2 m
- Schnittstelle
- 5×Romexis 2D Standard

Gründer/Digitalisierer Paket 2

Geräte: Pro X, Pro One, ProScanner 2.0

- Planmeca ProOne Digitalröntgengerät
- Basispanoramaprogramme
- 2D Quart Prüfkörperset DIN6868-5
- Planmeca ProX 220-240V DE-2.000
- Wandbefestigung/Deckenbefestigung/Fahrbares Stativ
- Abstandarm
- Handbedienpaneel
- ProScanner 2.0
- Schnittstelle
- 5×Romexis 2D Standard

Volumen-
erweiterung auf
11x8 im Wert von
2.300,00 beim
Modell Classic jetzt
inklusive!



PLANMECA

ProMax® 3D Familie

Für all Ihre Anforderungen an die maxillofaziale Bildgebung

- All-in-one-Gerät = Panorama und DVT
- Einfache Bedienung und nahtlose Arbeitsabläufe
- Mühelose Positionierung der Patienten
- Bildbearbeitungssoftware in Perfektion
- Optimale Volumengröße
- **Autofokus:** perfekte Panoramabilder jederzeit
- **Ultra Low Dose:** deutliche Strahlenreduktion

Inklusive:

- Romexis 3D Standard für 2 Nutzer
- Romexis 2D Standard für 3 Nutzer
- Romexis 3D Implant für 1 Nutzer
- Prüfkörperset

Optional:

- FRS-Analyse
- Romexis für den Einsatz auf iOS- und Android-Tablets
- Programm zur Bohrschablonenerstellung
- **Planmeca Calm™:** korrigiert Bewegungsartefakte bei DVT-Aufnahmen

ProMax 3D s

Aufnahmevervolumen:
8 × 5 cm



€ 38.900⁰⁰
statt € 59.455^{00*}

ProMax 3D Classic

Aufnahmevervolumen:
8 × 8 cm
inklusive Romexis 3D Implant



€ 46.500⁰⁰
statt € 66.525^{00*}

ProMax 3D Plus

Aufnahmevervolumen:
20 × 10 cm
inklusive Romexis 3D Implant



€ 58.400⁰⁰
statt € 88.213^{00*}



NEU! Die auf dieser Angebotsseite dargestellten Preise beinhalten eine horizontale und vertikale Ausblendung sowie Bissflügelpanoramaprogramme.

Planmeca

CALM

Never miss a shot

In Österreich inklusive

Patientenbewegungen gehören zu den größten Herausforderungen für die DVT-Bildqualität. Wenn ein Patient sich während der Bildgebung bewegt, erzeugt dies Artefakte, welche die Bildqualität beeinflussen. Planmeca CALM beseitigt diese Effekte von Patientenbewegungen – damit jedes Bild gelingt.

PLANMECA

Emerald™ S

Extrem schnelles und flüsterleises Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit

Die bewährten Merkmale des Planmeca Emerald™-Scanners, wie seine kompakte Größe, die autoklavierbaren Anti-Beschlag-Scannerspitzen und die Plug-and-Play-Funktion, sind Bausteine des neuen Planmeca Emerald™ S-Scanners. Der Scanner ist aber auch mit erstaunlichen neuen Funktionen verbessert worden, um selbst die anspruchsvollsten diagnostischen Anforderungen zu erfüllen. Planmeca Emerald S scannt mehr als doppelt so schnell wie sein Vorgänger und macht die Erfassung digitaler Abdrücke reibungsloser als je zuvor.

Mit Planmeca Emerald S können Anwender auch von der neuen Transilluminationsspitze profitieren. Mit der neuen Cariosity-Spitze können Ärzte durch den Zahn sehen und Karies und Risse im Frühstadium mit einem strahlungsfreien Nah-Infrarotlicht erkennen. Da die Zahnfarbenerfassung eine Herausforderung darstellen kann, wurde Planmeca Emerald S auch mit einem Zahnfarbenassistenten ausgestattet. Der Farbtönenassistent vereinfacht den Farbanpassungsprozess durch verbesserte Farbgleichmäßigkeit.

Der Scanner verwendet einen neuen Scan-Algorithmus und erleichtert so die hervorragende Scan-Erfahrung indem unerwünschte Daten automatisch entfernt werden. Der Scanner ist zudem vollständig in die Planmeca-Geräte und -Software integriert, was einen außergewöhnlich reibungslosen Arbeitsablauf für Dentalkliniken/-praxen ermöglicht. Gleichzeitig können die Benutzer ihre Scans problemlos durch die offene Architektur mit Kollegen und externen Spezialisten teilen.

€ 59.900⁰⁰
statt € 92.527^{00*}



Lizenzfrei
& offen jetzt
mit Zahnfarb-
tonassistent!

€ 29.700⁰⁰
statt € 44.900^{00*}



Vorjahres
Modell

€ 14.800⁰⁰



PLANMECA

Emerald™

einige wenige Demogeräte werden abverkauft (1/2 Jahr Garantie)

PLANMECA

CAD/CAM Paket 1 (Emerald™ S + PlanMill® 30 S)

Hochpräzise Fräseinheit für die Zahnarztpraxis

Nutzen Sie diese kostengünstige Fräseinheit zum Einstieg in die Welt der digitalen Zahnerstellung. Planmeca PlanMill® 30 S wurde für Zahnarztpraxen entwickelt, die nach einer effizienten, präzisen und kosteneffektiven Fräslösung suchen.

- Modernes Design
- Hohe Präzision
- Hochgeschwindigkeitsspindel (max. 100.000 UpM)
- Fräsen einer Krone dauert ca. 16 bis 18 Minuten
- Drehachse zum Fräsen von Blöcken Ihrer Wahl
- Werkzeugwechsler mit 5 festen Stationen
- Blockgröße bis 20×40×85 mm
- Maße in geschlossenem Zustand (B×H×T) 661×442×544 mm

Inklusive:

- PlanCAD Easy – Complete
- PlanCAD Easy – Mill Only
- Weitere Lizenzen auf Anfrage

MELAtherm 10 Evolution

Sehr leistungsfähiger Thermodesinfektor mit kurzen Betriebszeiten, praxisoptimierter Aufbereitungskammer und vielen Alleinstellungsmerkmalen. Einsätze optional und individuell gegen Aufpreis.

- AquaBoost-Technologie für 44 % bessere Reinigung der Instrumente bei identischem Wasserverbrauch. Reinigung, Desinfektion und Trocknung von bis zu 23 Winkelstücken sowie Instrumenten für bis zu 40 Patienten in nur 60 Minuten
- Großes Smart-Touch-Display mit Video-Tutorials für Einweisung und Bedienung, so einfach wie nie zuvor
- Aktive Innen- und Außentrocknung schützt die Instrumente vor Korrosion und Beschädigung
- Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe mit ProControl direkt am Gerät
- Mit MELAconnect Gerätestatus und Programmfortschritt jederzeit mobil per App abrufen
- Integrierte Dokumentation via CF-Card oder LAN
- Integrierte Prozessmedienaufnahme und Dosiermodul ohne Aufpreis
- MEtherm Prozessmedien im Starterset gratis enthalten

	Art.-Nr.	Preis
MELAtherm 10 Evolution DTA	270916	€ 8.770,00

€ 7.790⁰⁰
statt € 9.563⁰⁰



Zubehörset: Korbausstattung

- 00197 Basiskorb mit Injektorschiene
- 80020 Flexkorb 2
- 00180 Einsatzgestell für 3 MELAstore Trays/Siebkassetten
- 01181 3 MELAstore Tray 100
- 80120 Flexkorb für Scheren und Klemmen
- 80110 Flexkorb für Abdrucklöffel
- 00133 Kleinteilebehälter
- 00184 Instrumentenkorb

€ 1.599⁰⁰
statt € 2.107⁰⁰

Abbildung ähnlich



Aktionspaket

- 1 Injektorkorb Flex 1
- 6 ZEG-Spitzen-Adapter
- 2 Einzelfiltergehäuse

€ 549⁰⁰

Andere Zusammenstellungen auf Wunsch möglich – Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter erstellt Ihnen gern ein individuelles Angebot!

€ 7.699⁰⁰
statt € 10.568⁰⁰

MELAG

Vacuklav 40 B+ Evolution

Mit dem Schnell-B-Programm ist er einer der schnellsten seiner Klasse!

- Patentierte Doppelmantel-Technologie sichert Rekordbetriebszeiten von nur 10 bis 25 Minuten
- Hohe Beladepazitäten für bis zu 8 Tablettts und 9 kg Instrumente
- DRYtelligence® für perfekte Trocknungsergebnisse
- XXL colour-touch Display mit integrierter Dokumentations- und Freigabesoftware
- Remote Monitoring im Praxisbetrieb mit der kostenlosen MELAconnect App

Sparpaket:

- 6 Tablettts,
- 2 Tablettts kurz,
- 1 MELA*dem*-40-Wasseraufbereitung,
- 1 MELA*flash*-CF-Kartenlesegerät,
- 1 MELA*flash*-CF-Speicherkarte,
- 1 MELA*control*-Praxis-Set

	Art.-Nr.	Preis
Vacuklav 40 B+ Evolution	256837	€ 7.699,00



MELAG

MELAseal 200

Das kompakte validierbare Siegelgerät MELAseal 200 vereint die Vorzüge der erfolgreichen Baureihe MELAseal/ 100+ mit den Vorteilen großer Durchlauf-Siegelgeräte.

MELAseal 200 erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2 vollständig. Besonders bei der Bedienung und der Dokumentation setzt das MELAseal 200 Maßstäbe. Schon nach etwa 90 Sekunden Aufheizzeit ist MELAseal 200 einsatzbereit. Die Siegelzeit beträgt 3 Sekunden. Die Folien können ohne Unterbrechung hintereinander gesiegelt werden.

	Art.-Nr.	Preis
MELAseal 200 inkl. USB-Stick	234117	€ 989,00

€ 989⁰⁰
statt € 1.255⁰⁰



NSK 4+1 AKTIONSPAKET

Bei Kauf von vier gleichen Instrumenten erhalten Sie ein fünftes Instrument der gleichen Sorte ohne Aufpreis.



€ 498⁰⁰
statt € 720⁰⁰

Modell X25L
1:1 Übertragung



€ 699⁰⁰
statt € 978⁰⁰

Modell X95L
1:5 Übertragung

Miele

Thermodesinfektor PG 8581/PG 8591

Miele Thermodesinfektoren ermöglichen die sichere und nachvollziehbar erfolgreiche Reinigung und Desinfektion des zahnärztlichen Instrumentariums.

- Die innovative Heizpumpe ermöglicht Zeitersparnis und ein Höchstmaß an Effizienz
- Neu entwickelte Sprüharme mit überarbeiteter Düsenform und Düsenanordnung für ein hocheffektives Sprühbild
- Optimierte Wasserwege und ein stark erhöhter Druck an den Injektordüsen ermöglichen eine gründliche und sichere Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten
- Pro Charge können nun 22 Übertragungs- oder Hohlkörperinstrumente aufbereitet werden (Kapazitätssteigerung von 100 % im Vergleich zur Vorserie)
- Leistung/Charge: z. B. 22 Übertragungsinstrumente oder Absauger sowie weiteres Spülgut in Ober- und Unterkorb
- NEU: Trocknungsfunktion EcoDry bei der PG 8581
- Trocknungsfunktion DryPlus (aktive Heißlufttrocknung) bei der PG 8591
- NEU: Je nach Ausführung bis zu 2 integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien bei der PG 8581
- Ethernet-Modul zur Prozessdokumentation im Lieferumfang enthalten (optional RS232-Modul erhältlich)
- Optimierte und kundenindividuelle Anwendungstechnik
- Maße H × B × T: 835 × 600 × 600 mm
- Drehstromanschluss

Bis zu 33 ZEG-Spitzen pro Charge!

	Art.-Nr.	Preis
Thermodesinfektor PG 8581	243738	€ 5.690,00
Thermodesinfektor PG 8591	243740	€ 8.690,00



Thermodesinfektor PG 8581

weiß
€ 5.690⁰⁰
 statt € 6.850⁰⁰

Thermodesinfektor PG 8591

weiß, mit integrierter
 Heißlufttrocknung DryPlus

€ 8.690⁰⁰
 statt € 10.675⁰⁰

Exklusives Zubehörpaket Thermodesinfektor



A 105/1 Oberkorb/Injektor
 A 151 Unterkorb/Lafette

Diverse Einsätze und Zubehör:

A 836 Düsenset Dental
 E 473/2 Einsatz für Kleinteile
 E 430/1 Einsatz 1/3-Siebschale
 A 803 Adapter für HuW/Turbinen (3 St.)
 E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente
 A 800 Filterrohr
 A 804 Reinigungsbürste für Filterrohr

€ 1.890⁰⁰
 statt € 2.250⁰⁰

Vorteilspaket ohne Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken

A 105/1 Oberkorb/Injektor
 A 151 Unterkorb/Lafette

Diverse Einsätze und Zubehör:

E 473/2 Einsatz
 E 430/1 Einsatz 1/3-Siebschale
 E 337/1 Einsatz für stehende Instrumente
 A 836 Düsenset Dental

€ 1.310⁰⁰
 statt € 1.595⁰⁰

€ 5.990⁰⁰



Lisa Remote Plus

Wasserdampf-Sterilisator der Klasse B

- Hoher Bedienkomfort durch intuitiven Farbtouchscreen
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und Anwender
- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitüberwachung
- Schnellzyklus für Handstücke

	Art.-Nr.	Preis
Lisa Remote Plus 17+ Multidem C27	269926	€ 5.990
Lisa Remote Plus 22+ Multidem C27	269927	€ 6.490



€ 339⁰⁰

W&H Multidem C27

Multidem liefert demineralisiertes Wasser für die Dampferzeugung und ist für viele herkömmliche Sterilisatoren und Aufbereitungsgeräte einsetzbar.

	Art.-Nr.	Preis
Multidem C27	285555	€ 339

COLTENE

BioSonic Ultraschallgerät UC150

Ultraschall-Reinigungssystem

Das neue Ultraschallgerät BioSonic UC150 ist ein vielseitiger Hochleistungsreiniger, der hartnäckigste Beläge auch an manuell nicht zugänglichen Stellen restlos entfernt. Gleichzeitig dokumentiert er automatisch alle Reinigungsgänge und speichert die jeweiligen Protokoll Daten auf der internen Festplatte.

Effizienz

- Datenprotokollfunktion und Download von Nutzungsdaten über USB
- Heizfunktion – Funktion kann über Code separat aktiviert werden
- Bietet Platz für mehrere Kassetten gleichzeitig

Vielseitigkeit

- Individuell einstellbare Funktionen
- Verwendung als Tisch- oder Einbaugerät

Komfort

- Geräuscharm im Betrieb
- Handschuhfreundlicher Touchscreen
- Schnelle Entleerung mit extern zugänglichem Ablasshahn

Ultraschall-Reiniger inkl. folgendem Zubehör	Art.-Nr.	Preis
UC150 Korb	272846	€ 174,30
1l UC40 Universal Ultraschallreiniger	257643	€ 25,60
Aktivierungscode für Heizung	*	gratis
Gerät	257340	€ 990,90

€ 990⁰⁰



+ **Aktion:** Sie erhalten zusätzlich € 100 bei der Rückgabe eines **Altgerätes** und zusätzlich einen **Becherhalter** im Wert von € 28,30 sowie ein **Borsilikat Becherglas** zu € 25,60 ohne Berechnung!



DAC UNIVERSAL

DAC Universal – schließen Sie Ihre Hygienelücke.

Ganz sicher

- Vollautomatische, sichere Instrumentenaufbereitung
- Erfüllt die Anforderungen aus den Empfehlungen des RKI und BfArM
- Validierbarer Reinigungs- und Desinfektionsprozess
- Reinigungs- und Desinfektionsprozess entsprechend DIN EN ISO 15883

Ganz sauber

- Gründliche Außen- und Innenreinigung mit kaltem Wasser
- Spezialadapter für unterschiedliche Instrumentenhersteller

Ganz schnell

- Zeitersparnis und Kosteneffizienz auf Knopfdruck
- 6 Instrumente können in nur 15 Minuten aufbereitet werden – inkl. Kühlungsschritt
- Dokumentation mit Drucker und PC-Software möglich

Lieferumfang:

1 DAC Universal mit Touchdisplay, Deckel Blue, 6 Adapter nach Wahl, 1 Installationskit nach Wahl, 1 Flasche Nitram Oil Pflegekonzentrat, Wasserfilter, Sterilfilter, Luftfilter, Netzkabel, Schlauch, Schraubendreher für Adapter

Inklusive Check-&-Clean-Kit:

Check-&-Clean-Aufsatz, Check-&-Clean-Deckel, NitraClean Reinigungstabletten, Spritze, Watterollen, Schraubendreher für Abwasserfilter, Abwasserfilter

€ 5.649⁰⁰
statt € 7.482⁰⁰



	Art.-Nr.	Preis
DAC Universal	267059	€ 5.649,00

Aktionspaket:



- ✓ 1 × DAC Universal mit Touchdisplay
- ✓ 1 Installationskit
- ✓ 6 Adapter nach Wahl



Dentsply Sirona 3+3 Instrumentenaktion

In Verbindung mit dem Kauf eines DAC Universal können Sie 3 Hand- und Winkelstücke oder Turbinen der T1- und T2-Klassen bestellen. Sie erhalten zusätzlich die nach Anzahl und Ausführung gleichen Instrumente geliefert. Ein entsprechender Preisvorteil wird bei der Gesamtlieferung berücksichtigt. Der 3+3 Vorteil kann pro gekauftem DAC Universal nur einmalig abgerufen werden. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder individuellen Einkaufskonditionen.

€ 1.690⁰⁰
statt € 2.338⁰⁰

KAVO


QUATTROcare PLUS

Das QUATTROcare PLUS bietet ein Höchstmaß an Schnelligkeit und Bedienerfreundlichkeit. Dabei besticht das Gerät durch einfachste Handhabung und optimale Pflege.

4 Instrumente in einer Minute. Einfach per Knopfdruck. Einfach vollautomatisch.

Lieferumfang:

1 Basisgerät, 3 Intramatic-Pflegekupplungen, 1 Multiflex-Pflegekupplung, 1 Druckluftanschluss, 6 Flaschen QUATTROcare PLUS Spray



	Art.-Nr.	Preis
QUATTROcare PLUS Aktionspaket	217697	€ 1.690,00
QUATTROcare PLUS Spray, Dose 500 ml	195191	€ 29,00

Aktionspaket:

- ✓ QUATTROcare PLUS
- ✓ 6 Flaschen QUATTROcare PLUS Spray



EuroSafe Dental

Der Notfallkoffer EuroSafe Dental ist ein geprüfter Qualitätskoffer aus Vollaluminium und enthält alles, was Sie für die ärztlichen Basismaßnahmen benötigen. Die vormontierte Beatmungseinheit ist sofort einsatzbereit und ermöglicht schnelles Handeln im Notfall. Die Inneneinrichtung entspricht den Hygienestandards und erlaubt eine übersichtliche Anordnung der Ausstattung.

Das OxyTrue FC ist ein wertvolles Hilfsmittel, wenn zuverlässige und genaue Sauerstoffsättigungs- und Pulswerte gefordert sind – auch in Situationen mit schlechter Perfusion der Extremitäten. Das klinisch validierte OxyTrue FC kann bei allen Standard-Sportcheckanwendungen eingesetzt werden. Für Kinder und Erwachsene geeignet.

Lieferumfang:

1 Sauerstoffflasche 1,0 Liter, 1 Präzisions-Druckminderer, Zubehör Beatmung und Reanimation, Zubehör Inhalation, Zubehör Kreislauf, Notfallinstrumente, Zubehör Diagnose

	Art.-Nr.	Preis
EuroSafe Dental „Infusion“	219650	€ 879,00

€ 879⁰⁰
statt € 915⁰⁰



Verbrauchsmaterial Basisset

Lieferumfang:

- 2 Venenverweilkanülen G20 (rosa)
- 2 Venenverweilkanülen G22 (blau)
- 2 Fixierpflaster, steril
- 1 Infusionsbesteck
- 1 Desinfektionsspray 50 ml
- 4 sterile Tupfer
- 1 Rolle Seidenpflaster
- 6 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml, 10 ml
- 6 Einmalkanülen G1, G14
- 1 Sauerstoffkatheter CH12

	Art.-Nr.	Preis
Verbrauchsmaterial für Notfallkoffer Basisset	153509	€ 18,90



€ 18⁹⁰
statt € 20⁸⁹

€ 2.400⁰⁰

PLANMECA

Cleanic 500

Luftreinigungssystem inkl. Touchpanel

- Bietet eine hohe Reinluftförderleistung (CADR): bis zu 600 m³/h
- Erzeugt kein Ozon oder schädliche Nebenprodukte
- Beseitigt Gerüche effizient mit Aktivkohle- und Zeolithfiltern
- Echter HEPA-Filter
- Insgesamt 2,5 kg Aktivkohle und Zeolith
- Ein massives Stahlgehäuse zum Schutz der Filter

Lieferumfang:

1 Doppel-Pack Combi Aktivkohle- und HEPA-Filter, 2 Aktivkohle- und Zeolithfilter

	Art.-Nr.	Preis
Planmeca Cleanic 500 Luftreinigungssystem inkl. Touchpanel	279483	€ 2.400,00
Filtration Set for Cleanic 500 Ersatzfilter	279485	€ 423,00



PLANMECA

Cleanic 300

Luftreinigungssystem

- Bietet eine hohe Reinluftförderleistung (CADR): bis zu 330 m³/h
- Erzeugt kein Ozon oder schädliche Nebenprodukte
- Beseitigt Gerüche effizient mit Aktivkohle- und Zeolithfiltern
- Echter HEPA-Filter
- Insgesamt 2 kg Aktivkohle und Zeolith
- Ein massives Stahlgehäuse zum Schutz der Filter

Lieferumfang:

1 HEPA-Filter, 1 Plattensatz Aktivkohlefilter, 1 Aktivkohle- und Zeolithfilter

	Art.-Nr.	Preis
Planmeca Cleanic 300 Luftreinigungssystem	279484	€ 1.364,00
Filtration Set for Cleanic 300 Ersatzfilter	279486	€ 277,00



KAVO Kerr

Prophy Box PROPHYflex 4

Die neue KaVo Kerr Prophy Box vereint die KaVo Prophylaxelösung mit den passenden Kerr Materialien in einem Paket – für effiziente Prophylaxe zu attraktiven Konditionen.

Lieferumfang:

Pulverstrahlgerät KaVo PROPHYflex 4, 2 Kerr OptiView Standard Kits, 2 Kerr OptiView Small Kits, 80 Sticks KaVo PROPHYpearls neutral, 80 Sticks KaVo PROPHYpearls selection

	Art.-Nr.	Preis
Prophy Box PROPHYflex 4 Wave	266163	999,00
Prophy Box PROPHYflex 4 Lime	266164	999,00
Prophy Box PROPHYflex 4 Flamingo	266165	999,00



Prophylaxegeräte

NSK YOUNG™

SMILEBOX

NSK Polierwinkelstück FX57 m mit YOUNG Materialien-Sortiment

	Art.-Nr.	Preis
NSK YOUNG SMILEBOX	279743	€ 279,00

€ 279⁰⁰
statt € 369⁰⁰

NSK YOUNG SMILEBOX enthält:

nur 18mm

Ultraleiner Kopf für Schraubkelche

NSK FX57m 4:1
0010100005
MADE IN JAPAN

FX57m
Polier-Winkelstück
Edelstahl, 4:1 Untersetzung

Young™ Elite Original™ Cup
Außen- und Innenlamellen.
Entfernen Verfärbungen, spritzen deutlich weniger und unterstützen bei der interproximalen Reinigung. Besonders kurzer Cup für optimalen Zugang.
Packung à 144 Stk.

Young™ Polierpaste, Minze
Reinigung und Glanz in nur einem Anwendungsschritt. Weniger Verspritzen, fluoridfrei. Mit Backnatron: hellt auf und senkt den pH-Wert.
Glutenfrei. Packung à 125 Stk.

REF 233102
2TONE
Discoloring Solution
Solution révélatrice de dent blanchissant
2 Farbtöne anzeigende Lösung
2-Tönig Färbelösung
2 fl. oz. (59 mL)
17000 (100% color free)
Baltimore, MD 21044, USA
www.youngmaterial.com

2Tone™ Anfarbelösung
Mit Zweifarbreaktion: Neuere Beläge werden rot und Ältere blau angezeigt. Ohne Erythrosin und Gluten.
Flasche à 59 ml

DryTips®, small
Übertreffen die Speichelaufnahme von Watterollen oder anderen Pads um Längen.
Außerdem verlieren sie während der Behandlung keine Flüssigkeit. DryTips erleichtern die Arbeit vor allem im hinteren Teil der Mundhöhle, da sie den Behandlungsbereich sauber und trocken halten.
Packung à 50 Stk.

Prophylaxegeräte



AIRFLOW Prophylaxis Master

AIRFLOW Prophylaxis Master ist die jüngste Innovation von EMS zur erfolgreichen Anwendung der „Guided Biofilm Therapy“.

Das Gerät verfügt über AIRFLOW und PIEZON Ultraschall und stellt somit eine umfassende Lösung für die Prophylaxe- und Parodontalbehandlung dar.

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 100–240 VAC 50/60 Hz, Wasserversorgung: 1–5 bar (100–500 kPa), Druckluftversorgung: 4.5–7 bar (450–700 kPa), maximale Ausgangsleistung: 12 Watt, Frequenzbereich mind. 24 bis max. 32 kHz

Lieferumfang:

1 AIRFLOW Prophylaxis Master, 1 AIRFLOW Handstück, 1 AIRFLOW PLUS Pulverkammer, 1 ClasenUNO Mirror Cannula, 1 AIRFLOW CLASSIC Pulverkammer, 12 AIRFLOW PLUS Pulver, 2 AIRFLOW CLASSIC Comfort Pulver, 1 PERIOFLOW Handstück, 10 PERIOFLOW Düsen, 1 Düsenentferner, 1 PIEZON LED Handstück, 1 PIEZON PS Instrument, 1 PIEZON P Instrument, 1 PIEZON A Instrument, 1 PIEZON PI Starterkit, 4 PIEZON Lichtleiter, 1 PIEZON 800-ml-Flasche, 1 NIGHT CLEANER Flasche, 1 NIGHT CLEANER Refill, 2 CLIP+CLEAN, 1 Easyclean, 2 Wasserfilter, 2 Luftfilter, 1 Wartungsset, 1 Wireless BOOST Pedale

	Art.-Nr.	Preis
AIRFLOW Prophylaxis Master	265058	€ 7.990,00

Aktionspaket:

- 5% Rückkauf Handy (EMS & Fremdgeräte-Handys)
- 10% Rückkauf aller Prophylaxe Tischgeräte (EMS & Fremd-Prophylaxe Tischgeräte)
- 5% Zweit- und Drittgerät
- Paketpreis: AFPM & GBT Praxistraining für € 8.585

Gerne helfen wir Ihnen bei der Berechnung Ihres Sonderpreises!

Vereinbaren Sie bitte einen Demo-Termin für das Gerät mit ihrem AD-Betreuer oder der Hotline: 0800/808032

€ 7.990⁰⁰



Varios Combi Pro

Die 2-in-1-Prophylaxekombination. Ultraschall-Scaler und Pulverstrahlgerät in einem – für eine effiziente und komfortable Zahnreinigung und Biofilm-Entfernung.

- Blitzsauberes Handling: intuitive Bedienung, großes LCD-Display, automatische Funktionserkennung, Einstellungsspeicherung
- Mühelose Instandhaltung und einfache Wartung

Lieferumfang:

1 Prophy Kit VCP, 1 VA2-LUX Ultraschallhandstück, 1 Perio Kit VCP

	Art.-Nr.	Preis
Varios Combi Pro	260621	3.990,00

€ 3.990⁰⁰
statt € 6.700⁰⁰



Prophylaxegeräte



€ 1.090⁰⁰
statt € 1.329⁰⁰

Proxeo Twist Cordless

Kabellos polieren bedeutet polieren ganz ohne Einschränkungen. Drehen und wenden Sie das ergonomisch geformte und leichte Handstück nach Belieben und wechseln Sie Ihre Position nach Bedarf. So erreichen Sie beim Polieren praktisch jeden Winkel und haben gute Sicht auf die Behandlungsstelle. Davon profitieren nicht nur Sie, sondern auch Ihre Patienten:

- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Halb so schwer wie viele kabelgebundene Systeme mit Motor
- Keine Zugbelastung durch Kabel
- Optimale Sicht mit den kleinen Prophy-Einwegwinkelstücken
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Langlebiger Lithium-Ionen-Akku für einen gesamten Arbeitstag
- Pflegeleicht und hygienefreundlich



	Art.-Nr.	Preis
Twist Cordless Aktionspaket Antriebshandstück, kabellose Fußsteuerung (C-NW), Handstückhülse, Handstückablage, Ladegerät mit Adapter, Einweg-Winkelstücke (nach Wahl)	270177	€ 1.090,00
Einweg-Winkelstücke 100 Stück weich, apfelgrün	271845	€ 78,00
Einweg-Winkelstücke 100 Stück fest, dunkelgrün	271846	€ 78,00

Aktionspaket:



- ✓ Proxeo Twist Cordless
- ✓ 1 Packung Einweg-Winkelstücke (nach Wahl)



Proxeo Ultra

Die neuen Proxeo Ultra Piezo Scaler aus dem Hause W&H wurden in Zusammenarbeit mit Prophy Professionals entwickelt und machen ihrem Namen alle Ehre. Exklusive Anwendervorteile ermöglichen eine ultraeffiziente Behandlung:

- Einzigartiges Schnellspannsystem „Q-Link“
- Herzschrittmacherkompatibilität geprüft von der Technischen Uni Graz
- Handstück mit 5-fach Ring LED
- Dünner Schlauch für einfache Handhabung
- Kabellose Fußsteuerung
- Automatische Füllstanderkennung
- Stufenlose Leistungseinstellung mit praktischem Drehregler
- Perfekt abgestimmtes Spitzensortiment
- Großer Tank für leichtes Befüllen und einfache Reinigung
- Spezielles Reinigungsprogramm für die RKI-gerechte Aufbereitung

Lieferumfang:

Steuergerät mit Kühlmitteltank, Schaltzeitteil, 1,8 m Versorgungsschlauch, Fußsteuerung C-NW, Handstück PB-5 L Q, Spitzen 1 UQ, 2 UQ, 1 PQ, 1 IQ inkl. Spitzenwechsler

¹ Eine Übersicht aller erhältlichen Proxeo Q-Link Spitzen finden Sie in unserem Online-Shop: www.nwd.de/shop

	Art.-Nr.	Preis
PB-530 Set Q-Link (Schnellspannung)	270174	€ 1.890,00

Aktionspaket:



- ✓ Proxeo Ultra PB-530
- ✓ 2 Q-Link Spitzen¹ (nach Wahl)

€ 1.890⁰⁰
statt € 2.323⁰⁰



Polymerisationslampen



Elipar DeepCure

Die beiden Elipar LED-Polymerisationslampen vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Design und einfache, intuitive Bedienung auf einzigartige Weise. Der große Vorteil beider Lampen liegt in der außergewöhnlich homogenen Ausleuchtung des gesamten Lichtfeldes. Dies führt zu einer homogenen Aushärtung und trägt zur Prozesssicherheit bei.

Technische Daten:

Lichtintensität: 1.480 mW/cm², Wellenlängenbereich: 430–480 nm, Lichtaustrittsfläche: 60–65 mm² (optisch aktiv), Lithium-Ionen-Akku, einfache, intuitive 2-Tasten-Bedienung

	Art.-Nr.	Preis
DeepCure-S (Edelstahlvariante)	243834	€ 979,00
DeepCure-L (Kunststoffvariante)	243835	€ 490,00

€ 979⁰⁰
statt € 1.342⁶²



S.P.E.C. 3 LED

Die S.P.E.C. 3 Polymerisationslampe erfüllt höchste Leistungsansprüche in der Praxis. Dank der hohen Lichtintensität können die Polymerisationszeiten je nach Indikation und Material effektiv reduziert werden. Es stehen 3 verschiedene Aushärtungsmodi (Standard-, 3K- und ein Ortho-Modus) zur Verfügung, die einfach ausgewählt werden können.

Technische Daten:

Lichtintensität Standard 1.600 mW/cm² ± 10 %, Lichtintensität 3K / Ortho 3.000–3.500 mW/cm², Wellenspektrum 430–490 nm

	Art.-Nr.	Preis
S.P.E.C. 3 LED	233263	€ 890,00

€ 890⁰⁰
statt € 1.05734



SmartLite Pro

Leistung in Ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Hochmodernes Pen-Style-Design
- Modulares Konzept mit austauschbaren Tips (Aufsätze) für unterschiedliche klinische Indikationen
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Intuitive 1-Knopf-Bedienung und geringes Gewicht (120 g)

	Art.-Nr.	Preis
SmartLite Pro Einführungspackung	269256	€ 1.399,00

€ 1.399⁰⁰



D-Light Pro

D-Light Pro ist eine Hochleistungs-LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, welche Ihnen einen erweiterten Handlungsspielraum bietet: natürlich eine effiziente Lichtaushärtung, aber noch einiges mehr.

- 2 Aushärtungsprogramme
- Erkennungsmodus im UV-nahen Lichtbereich
- Sehr leichtes und schlankes Design
- Autoklavierbares Handstück

	Art.-Nr.	Preis
D-Light Pro	255834	€ 799,00

€ 799⁰⁰
statt € 1.250⁰⁰



Polymerisationslampen



Bluephase G4

- Zuverlässige Aushärtung aller lichthärtenden Materialien dank Polywave-LED
- Kurze Belichtungszeiten ab 10 Sekunden dank hoher Intensität von 1.200 mW/cm²
- Zusatzprogramm Pre-Cure
- Großer 10-mm-Lichtleiter für zeitsparende Einmalbelichtungen

	Art.-Nr.	Preis
Bluephase G4	268592	€ 949,90

Altgerät-Aktion:



- Sichern Sie sich 200 € für Ihr Altgerät!
- Bei Kauf einer Bluephase G4 und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie eine Ankaufgutschrift über 200,00 €.

ab € 949⁹⁰
statt € 1.200⁰⁰



Bluephase PowerCure

- Zuverlässige Aushärtung aller lichthärtenden Materialien dank Polywave-LED
- Kurze Belichtungszeiten ab 3 Sekunden dank hoher Intensität bis zu 3.000 mW/cm²
- Zusatzprogramm Pre-Cure
- Großer 10>9-mm-Lichtleiter für zeitsparende Einmalbelichtungen
- Alle Polymerisationsschritte bei direkten Restaurationen von bleibenden Seitenzähnen der Klassen I und II können neu in jeweils nur noch 3 Sekunden im 3sCure-Belichtungsprogramm okklusal durchgeführt werden

	Art.-Nr.	Preis
Bluephase PowerCure System Kit Spritze inkl. 1 Tetric PowerFill IVA 3 g	270333	€ 1.290,00
Bluephase PowerCure System Kit gemischt inkl. 20 Tetric PowerFill IVA 0,2 g	270334	€ 1.290,00

Altgerät-Aktion:



- Sichern Sie sich 300 € für Ihr Altgerät!
- Bei Kauf einer Bluephase PowerCure und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie eine Ankaufgutschrift über 300,00 €.

€ 1.290⁰⁰
statt € 1.550⁰⁰



Celalux 3

Hochleistungs-LED-Lichthärtegerät

- Niedriges Gewicht (70 g), kleine kompakte Größe (Ø 12,6 mm × L 210 mm) und ergonomisches Design
- Wellenlängenbereich 450–480 nm
- Hohe Lichtleistung von durchschnittlich 1.300 mW/cm²
- Sehr schnelle Wiederaufladung des Akkus, eine Akkuladung ist geeignet für ca. 45 Polymerisationszyklen à 20 Sek.
- Bequem und einfach verwendbare Ladestation mit integriertem Radiometer und Ersatz-Akku
- Kontrolle der Polymerisationszeit durch Vibration (zu Beginn, nach 10 Sek. und nach 20 Sek.)

	Art.-Nr.	Preis
Celalux 3	246848	€ 1.099,00

€ 1.099⁰⁰
statt € 1.235⁰⁰



Polymerisationslampen



Valo

Modernste Breitband-LEDs mit Lichtwellenlängen von 385 bis 515 nm für alle praxisüblichen, lichthärtenden Materialien. Garantiert gleichmäßige Energieabgabe durch ultradünnes und flexibles Netzkabel. Fokussierte Lichtführung bis in tiefe Kavitäten.

- Ausgezeichnetes Handling, bester Komfort
- Schlank, federleicht – nur 77 g, zierlicher Kopf im idealen 85°-Winkel
- Höchst leistungsfähig mit 1.000, 1.400 und 3.200 mW/cm²

Aluminiumgehäuse, modernste LED-Technik und Netzkabel-Technik für lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Perfekt für den Dauereinsatz in der Praxis.

	Art.-Nr.	Preis
VALO	36871	€ 990,00

Altgerät-Aktion:



- Sichern Sie sich 262 € für Ihr Altgerät!
- Bei Kauf einer Valo und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie eine Ankaufsgutschrift über 262,00 €.

€ 990⁰⁰
statt € 1.199⁰⁰



Valo Grand

Die VALO Grand Polymerisationsleuchte hat alle Vorteile der revolutionären, preisgekrönten VALO. Mit einer jetzt 50 % größeren Linse von 12 mm kann bei einer einzigen Aushärtung eine größere Fläche – Molaren mit 10 mm Durchmesser – mühelos abgedeckt werden.

- Intuitive Bedienung über die Polymerisationstaste auf der Unterseite
- Der optimal gebündelte Lichtstrahl bewirkt eine gleichbleibende, gleichmäßige Leistung
- Die 3 Polymerisations-Modi – Standard (1.000 mW/cm²), High-Power (1.600 mW/cm²) und Xtra-Power (3.200 mW/cm²) – werden Ihren Vorlieben gerecht
- Das einteilige Design ermöglicht eine extrem stabile, schlanke, ergonomische Gestaltung und einen hervorragenden Zugang zu allen Zähnen und ihren Flächen
- Hocheffiziente LEDs halten das Lampengehäuse immer kühl

	Art.-Nr.	Preis
VALO Grand Black	262092	€ 1.090,00

Altgerät-Aktion:



- Sichern Sie sich 300 € für Ihr Altgerät!
- Bei Kauf einer Valo Grand und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie eine Ankaufsgutschrift über 300,00 €.

€ 990⁰⁰
statt € 1.161⁰⁰



Valo Cordless

Die neue Freiheit in der Lichtpolymerisation: VALO Cordless ist immer am richtigen Platz und stets einsatzbereit.

- 3 Polymerisationsmodi: 1.000 / 1.400 / 3.200 mW/cm², Breitband-Technologie, gebündelter Lichtstrahl
- Leichtes, graziles Handstück mit kleinem Kopf, stabile Aluminiumkonstruktion, bruchfest, kratzfest, mit Spezialglas-Linse
- Neueste Batterie-Technologie (LiFePO₄), schnell aufladbar, Power für eine ganze Woche

	Art.-Nr.	Preis
VALO Cordless Black	220464	€ 990,00
VALO Cordless Gold	241595	€ 990,00
VALO Cordless Fuchsia	241600	€ 990,00
VALO Cordless Teal	241601	€ 990,00

Altgerät-Aktion:



- Sichern Sie sich 300 € für Ihr Altgerät!
- Bei Kauf einer Valo Cordless und gleichzeitiger Rückgabe eines Alt-Lichtgerätes erhalten Sie eine Ankaufsgutschrift über 300,00 €.

€ 1.090⁰⁰
statt € 1.399⁰⁰



Kapsel-/Abformmischgeräte



Silver Mix 90

Der Kapselmischer Silver Mix 90 aus dem Hause GC wird im zahnmedizinischen Bereich zum Anmischen von Kapseln verwendet.

Technische Daten:

Start/Stop-Schalter, Set-Taste, manuelle Zeiteinstellung, stabile Metallgabel, vibrations- und geräuscharm, Netzspannung: 220 V (50 Hz), Leistung: 70 Watt, Mixfrequenz: 4.000 Schwingungen/Min.

	Art.-Nr.	Preis
Silver Mix 90	190523	€ 249,00



€ 249⁰⁰
statt € 352²⁰



GIC Mixer

Gerät zum Mischen von Pulver und Flüssigkeit in Applikationskapseln

- Hohe Schwingungsfrequenz von 4.600/Min., dadurch besonders homogene Mischung von Pulver und Flüssigkeit
- Modernes Design
- Kapselaufnahme ermöglicht müheloses Einsetzen und Entnehmen der Kapsel
- Bedienerfreundlich
- Vibrationsarm und leise
- Frei wählbare Mischzeit von 1 bis 99 Sekunden

	Art.-Nr.	Preis
GIC Mixer	265754	€ 449,00



€ 449⁰⁰
statt € 508⁹⁰



CapMix

Universalmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln

- 4 frei programmierbare Mischzeiten
- 2 direkt anwählbare Festzeiten (10 und 15 Sek.)
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf

Technische Daten:

Mischzeiten: 0–39 Sek., Mischfrequenz: 4.300 Schwingungen/Min., Abmessungen B × H × T: 195 × 160 × 195 mm

	Art.-Nr.	Preis
CapMix	23848	€ 379,00



€ 379⁰⁰
statt € 506²⁴

Kapsel-/Abformmischgeräte

3M Science.
Applied to Life.™

Rotomix

Rotationsmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln

- Homogene Mischung
- Um bis zu 30 % verkürzte Mischzeiten
- 4 frei programmierbare Mischzeiten
- 2 direkt anwählbare Festzeiten (8 und 10 Sek.)
- Geräuscharmes Mischen

Technische Daten:

Zentrifugierfrequenz: 2.950 UpM, Mischfrequenz: 2.850 UpM,
Abmessungen B × H × T: 180 × 210 × 250 mm

	Art.-Nr.	Preis
Rotomix	84787	€ 589,00



€ 589⁰⁰
statt € 792¹⁹

3M Science.
Applied to Life.™

Pentamix 3

Auf Knopfdruck liefert Pentamix 3 Ihnen stets eine vollkommen homogene Mischung für hochpräzise Abformungen und Versorgungen mit perfekter Passgenauigkeit.

Das Material enthält garantiert keine Blasen, die die Präzision der Abformung beeinträchtigen. Das automatische Anmischen erleichtert Ihnen und Ihren Mitarbeitern erheblich die Arbeit. Weniger Verwurf – das Gerät dosiert nur die benötigte Materialmenge.

	Art.-Nr.	Preis
Pentamix 3	13346	€ 749,00



€ 749⁰⁰
statt € 1.139⁶³

3M Science.
Applied to Life.™

Pentamix Lite

Pentamix Lite – das Einstiegsmodell in die Welt des automatischen Mischens mit komfortabler Mischgeschwindigkeit – perfekt geeignet für Anfänger des automatischen Mischens oder Zahnarztpraxen, die Tag für Tag eine große Anzahl an Abformungen machen. Der Pentamix Lite kann mit allen 3M Penta Abformmaterialien eingesetzt werden – von hochviskosen Putty-Materialien bis hin zu mittelfließenden Materialien – und liefert konstante homogene und blasenfreie Abformergebnisse.

	Art.-Nr.	Preis
Pentamix Lite	236672	€ 419,00



€ 419⁰⁰
statt € 611³³

Endodontiegeräte

COLTENE

CanalPro Apex Locator

Der CanalPro Apex Locator zeichnet sich durch seine brillante, farbige 3D-Benutzeroberfläche sowie durch eine präzise Messgenauigkeit aus. Sein ergonomisches Design und die einfach zu handhabende Bedienung machen ihn besonders benutzerfreundlich.

Lieferumfang:

1 Basisgerät mit Messkabel, 2 Feilenclips, 2 Lippenclips, 1 Tastsonde, 1 Akku-Ladegerät

	Art.-Nr.	Preis
CanalPro Apex Locator	230937	€ 899,00



€ 899⁰⁰
statt € 1.187⁰⁷

COLTENE

CanalPro CL

Das kabellose Endodontiehandstück CanalPro CL ist nach ergonomischen Aspekten entwickelt worden, um in allen Behandlungssituationen eine optimale Sicht und bestmöglichen Zugang zu bieten. Die übersichtliche LCD-Anzeige und das benutzerfreundliche, leicht zu reinigende Tastenfeld erleichtern das tägliche Arbeiten.

Technische Daten:

Winkelstückkopf ist bei 135 °C autoklavierbar, Drehzahl (UpM): 140-550, Drehmoment (Ncm): 0,3-3,0

Lieferumfang:

1 Motorhandstück, 1 Winkelstückkopf 16:1, 1 Ladestation

	Art.-Nr.	Preis
CanalPro CL Set	219041	€ 1.049,00



€ 1.049⁰⁰
statt € 1.355⁶⁷

KAVO Kerr

elements e-motion

Der Endodontie-Motor mit verbesserter Adaptive-Motion-Bewegung

Das neue KaVo Kerr elements e-motion System verbindet Effizienz und Sicherheit: Die verbesserte Adaptive-Motion-Bewegung bietet eine höhere Schneidleistung und die neue Drehmoment-Begrenzung minimiert zugleich das Risiko, dass die Feile deformiert wird oder bricht.

KaVo Kerr elements e-motion wurde komplett in Deutschland entwickelt und gefertigt. Das dazugehörige KaVo Edelstahlhandstück komplettiert das System perfekt. Das Gerät ist dank der benutzerfreundlichen, farbigen Touchscreen-Oberfläche einfach zu bedienen – über 5 individuell anpassbare Voreinstellungen mit jeweils bis zu 10 Feilen.

	Art.-Nr.	Preis
elements e-motion	270936	€ 1.299,00



€ 1.299⁰⁰
statt € 1.787¹⁰

Endodontiegeräte



Gutta-Smart

Gutta-Smart ist ein kabelloses Obturationssystem für die warme vertikale Obturation. Das System enthält je ein Handstück für die Techniken Downpack (Pack) und Backfill (Flow) zur Obturation des Wurzelkanalsystems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation, einfaches Handling und große Bewegungsfreiheit. Die kabellosen Handstücke sind mit 4 leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreicht.

- Präzise Steuerung und hervorragendes taktiles Feedback
- Lange Akkuladungszeit, schnelles Laden
- Niedertemperatur-Guttapercha für Patientensicherheit
- Zeitloses Design

Lieferumfang:

1 Flow-Handstück, 1 Pack-Handstück, 1 Basisstation, 1 Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 20G (1 Blister mit 10 Kartuschen), 1 Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 23G (1 Blister mit 10 Kartuschen), 3 elektrische Hitzepluggler (klein, mittel, groß), 1 Gutta-Smart Flow-Heizelement, 1 Kanülenbiegewerkzeug, 1 Netzwerkadapter, 4 Steckeradapter (Typ A, Typ C, Typ G, Typ I), 2 Verschlusskappen (1 für Pack-Handstück, 1 für Flow-Handstück)

	Art.-Nr.	Preis
Gutta-Smart Kit	270123	€ 1.799,00



€ 1.799⁰⁰
statt € 1.999⁰⁰



X-Smart IQ

iOS-App-gesteuerter, kabelloser Motor für kontinuierliche und reziproke Rotation

- Schlankes, ausbalanciertes, kabelloses Handstück, ausgelegt für leichten Zugang und exzellente Sicht
- Steuerung des Motors über eine iOS-App auf Ihrem iPad mini
- Behandlungsdaten leichter erfassen und übertragen
- Gleiten Sie sicher durch Ihre Sequenz
- RTTM (Drehmomentkontrolle in Echtzeit)

Lieferumfang:

1 X-Smart IQ Handstück, 1 Propex IQ Apex Locator inkl. Zubehör, 1 Endo IQ Ständer

	Art.-Nr.	Preis
WaveOne Gold Starterkit		
Zusätzlicher Inhalt: WaveOne Gold Feilen (31 Feilen)	269535	€ 2.119,00
ProTaper Next Starterkit		
Zusätzlicher Inhalt: ProTaper Next Feilen (30 Feilen)	267420	€ 2.119,00
ProTaper Gold Starterkit		
Zusätzlicher Inhalt: ProTaper Gold Feilen (30 Feilen)	267421	€ 2.119,00



€ 2.119⁰⁰
statt € 2.426⁰⁴



VDW.Gold Reciproc

Kombinierte Aufbereitung und Längenbestimmung für innovativ-reziproke und klassisch-rotierende NiTi-Systeme

- Einfache Menüführung und übersichtliches Display
- Akkubetrieb, Einsatz während des Ladens möglich
- Ergonomisches Lifestyle-Design für die reziproke Aufbereitung
- Vorprogrammierung für Reciproc und WaveOne für die rotierende Aufbereitung
- Vorprogrammierung für Mtwo, FlexMaster, ProTaper, K3TM und Gates Glidden
- Auto-Stop-Reverse und automatische Drehmomentkontrolle mit Warnakustik
- Zusätzliches Doctor's Choice Individualprogramm

	Art.-Nr.	Preis
VDW.Gold Reciproc DeLux Bundle		
mit einem zusätzlichen 6:1-Winkelstück	266471	€ 2.250,00



€ 2.250⁰⁰
statt € 3.008⁰⁰

Chirurgiegeräte

KAVO

MASTERSurg LUX Wireless

Chirurgiegerät mit folgenden Merkmalen:

- Einfach komfortabel durch standardmäßige Eigenschaften wie Glas-Touchdisplay, Funk-Fußanlasser und Datendokumentation
- Einfach individualisierbar mit bis zu 10 Programmen, jeweils mit 10 frei programmierbaren Schritten
- Einfach kraftvoll und präzise dank des S600 LED – einer der leichtesten, chirurgischen Motoren

Technische Daten:

Motordrehmoment: max. 5,5 Ncm, Motordrehzahl: 0–40.000 UpM

Lieferumfang:

1 Steuergerät, 1 Chirurgie-Motor INTRA LUX S600 LED, 1 Multifunktionsfußanlasser (kabellos), 1 Motorleitung für S600 LED, 1 Starter-Schlauchset (5 Stück), 1 Motor- und Instrumentenhalter, 1 Flaschenhalter, 1 integrierte Schlauchpumpe und Stromversorgung

€ 3.990⁰⁰
statt € 6.384⁰⁰



	Art.-Nr.	Preis
Set MASTERSurg LUX + S201 L	255997	€ 3.990,00
Set MASTERSurg LUX + S201 XL	255998	€ 3.990,00



€ 3.390⁰⁰
statt € 4.213⁰⁰



Implantmed SI-1023

Sicher, einfach und flexibel. Mit dieser Einheit können oralchirurgische Eingriffe in den Bereichen Implantologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sicher durchgeführt werden.

- Modulares System: Fußsteuerung mit Kabel oder wireless
- Kompakter Motor ohne Licht oder mit Licht
- Integrierte Dokumentation: Aufzeichnung der Anwendungsschritte über USB-Stick
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzeroberfläche
- Beste Ergonomie
- 12 Monate Garantie

	Art.-Nr.	Preis
Implantmed SI-1023		
Kabellose Fußsteuerung, Motor mit Lichtkontakt	253491	€ 3390,00



Osstell Beacon

Implantatstabilitätsmessung

Das Osstell Beacon hilft Ihnen dabei, die Implantatstabilität objektiv festzustellen und den Grad der Osseointegration zu messen, ohne den Heilungsprozess zu gefährden. Es handelt sich um ein schnelles und nichtinvasives Diagnoseinstrument, das präzise Informationen liefert, die zum Treffen fundierter Entscheidungen benötigt werden. Das kompakte Diagnoseinstrument funktioniert kabellos und verschafft Ihnen so mehr Bewegungsfreiheit in Ihrer Praxis.

- Überwachung der Osseointegration und Evaluierung der Implantatstabilität
- Einzigartige Technologie auf der Basis von 900 wissenschaftlichen Artikeln
- Optimale Bedienerfreundlichkeit und intuitive ISQ-Messungen
- Leicht zu interpretierende Ergebnisse anhand eines Farbschemas
- Implantatdaten analysieren mit Osstell Connect und aussagekräftiges Feedback zur Effizienz der Implantatbehandlung erhalten
- Hervorragend geeignet für eine digitale Arbeitsumgebung

€ 2.290⁰⁰
statt € 2.400⁰⁰



	Art.-Nr.	Preis
Osstell Beacon USB-Dongle		
für die Bluetooth-Kommunikation,		
1 Osstell TestPeg, 1 SmartPeg-Eindrehhilfe	*	€ 2.290,00

Jetzt die
AWS-Investitions-
prämie nutzen!

Investieren lohnt sich aktuell doppelt!

Profitieren Sie von der neuesten Generation unserer Geräte und von der Investitionsprämie der Bundesregierung.

Um die österreichische Wirtschaft in Folge der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Bundesregierung mit der aws Investitionsprämie ein neues Förderungsprogramm konzipiert, welches ein Anreiz für Unternehmensinvestitionen schafft und die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich leistet.

Art der Förderung

- Steuerfreier, nicht rückzahlbarer Zuschuss

Höhe der Förderung

- 7 % der förderfähigen Investitionen und
- zusätzlich 7 % bei Investitionen im Bereich Ökologisierung, Digitalisierung und Gesundheit

- Untergrenze: EUR 5.000,- ohne USt. (Bei dieser Untergrenze handelt es sich um die Summe aller Investitionen pro Förderungsantrag, es können somit kleinere Investitionen z.B. auch Geringwertige Wirtschaftsgüter zu einem Antrag zusammengerechnet werden. Der Förderungsantrag muss sich zumindest auf einen zusammengerechneten Gesamtbetrag von EUR 5.000,- belaufen.)
- Obergrenze: EUR 50 Mio. ohne USt. (d.h. wenn die Investitionen größer sind, wird maximal ein Betrag von EUR 50 Mio. ohne USt. als Berechnungsgrundlage herangezogen).

Förderbare Kosten

- Materielle und immaterielle aktivierungspflichtige Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen,
- die zwischen dem 01.09.2020 und 28.02.2021 bei der aws beantragt werden und spätestens bis zum 28.02.2022 umgesetzt werden.
- Es muss mit der Investition vor dem 01.03.2021 begonnen worden sein, wobei als Beginn die folgenden Maßnahmen gelten: Bestellungen, Lieferungen, der Beginn von Leistungen, Anzahlungen, Zahlungen, Rechnungen, Abschluss eines Kaufvertrags oder der Baubeginn der förderungsfähigen Investitionen.

Weitere Infos zur AWS-Investitionsprämie finden Sie hier: www.aws.at

Für Sie da!

Ihre Plandent Bestell-Hotline

0800 / 808032



So erreichen Sie uns:

Graz **NEUE** Adresse

Hauptstr.131, 8141 Premstätten

Telefon: +43 (0) 316 / 225883

Fax: +43 (0) 316 / 225884-15

E-Mail: team.graz@plandent.at

Wals

Pannzaunweg 1b, 5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 / 857700

Fax: +43 (0) 662 / 857700-4

E-Mail: team.salzburg@plandent.at

Wien

Scheringgasse 2, 1140 Wien

Telefon: +43 (0) 1 / 6620272

Fax: +43 (0) 1 / 6620272-20

E-Mail: team.wien@plandent.at

Bestell-Hotline: 0800 / 808032, Bestellfax: 0800 / 808036, Technik-Hotline: 0800 / 070550

www.plandent.at