

www.plandent.at

# PlanDeal

GÜLTIG: 01.04.-30.06.2020

PRAXIS

ab € 79<sup>50</sup>



Bestens für Allergiker geeignet

## Futurabond U

Dualhärtendes Universal-Adhäsiv

- Ein Bond für alle Fälle - Sie benötigen kein weiteres Adhäsiv in Ihrer Praxis!
- Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch: Sie als Anwender haben die freie Wahl
- Herausragende Anwendungsvielfalt
- In einer Schicht aufzutragen - gesamte Verarbeitungszeit nur 35 Sekunden
- Hervorragende Haftwerte
- Feuchtigkeitstolerant
- Keine Kühlschrankschlagerung notwendig

	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Packung, 50 Stück	232060	€ 97,50	€ 79,50
Packung, 100 Stück	232061	€ 340,95	€ 279,90

ab € 73<sup>90</sup>



## Structur 2 SC

Selbsthärtendes, provisorisches Kronen- und Brückenmaterial in Kartuschen

Separate Austrittsöffnungen gegen vorzeitiges Aushärten und Verstopfen der Kartusche. Mit weniger Druck leichter Material auspressen. Jede 1:1 Mischpistole neuen Typs passt.

Normalpackungen und Großpackungen enthalten Mischkanülen Typ 6.

	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Kartusche, 75g	*	€ 98,50	€ 77,90
Ab 5 Packungen			€ 73,90

VOCO

ab € 52<sup>90</sup>



Bestens für Allergiker geeignet



## Admira Fusion

Universelles Nano-Hybrid-ORMOCER Füllungsmaterial

- Pure Silicate Technology, d. h. Füllstoffe und Harzmatrix rein auf Siliziumoxid-Basis
- keine klassischen Monomere enthalten
- mit Abstand niedrigste Polymerisationsschrumpfung (1,25 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfstress im Vergleich zu allen herkömmlichen Füllungscomposites
- inert, somit exzellent biokompatibel und farbstabil
- perfekte Abstimmung von Transluzenz und Opazität für natürliche Ergebnisse
- die optimal ausgewählte Farbpalette ermöglicht hoch flexibles Arbeiten im Ein- oder Mehrfarbsystem
- Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate
- Mit allem konventionellen Bonding kompatibel

	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Caps, 15 x 0.2 g	*	€ 62,70	€ 52,90
Spritze, 3g	*	€ 62,70	€ 52,90

*Jetzt noch besser!*

# UNSERE NEUHEITEN!

## ORBI-HiFil supremeX Spritzen

€ 15<sup>90</sup>  
statt € 20<sup>90</sup>



	Art.Nr.
A1, Spritze 4 g	275909
A2, Spritze 4 g	275910
A3, Spritze 4 g	275911
A3,5, Spritze 4 g	275912
B2, Spritze 4 g	275913
C3, Spritze 4 g	275914

Einführungspreise bis zum 31.05.2020 gültig.

## ORBI-HiFil supremeX PLT

20 × € 29<sup>90</sup>  
statt € 34<sup>90</sup>



	Art.Nr.
A1, PLT 20 × 0,25 g	275915
A2, PLT 20 × 0,25 g	275916
A3, PLT 20 × 0,25 g	275917
A3,5, PLT 20 × 0,25 g	275918
B2, PLT 20 × 0,25 g	275958
C3, PLT 20 × 0,25 g	275959

Einführungspreise bis zum 31.05.2020 gültig.

### Lichthärtendes Nanohybrid-Composite für anteriore und posteriore Restaurationen.

Das neue Material basiert auf Bis-GMA-Harzen und anorganischen Füllstoffen von 0,05 bis 3 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 80 Gew.-% und 69 Vol.-%. Das Composite-Material erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049. Durch die hervorragende Konsistenz ist ORBI-HiFil supremeX einfach anzuwenden, leicht modellierbar und klebt nicht am Instrument.

Es ist geeignet für alle Kavitäten. Schichtbar bis zu 2 mm. In 20–30 Sekunden ausgehärtet (bei Wellenlänge 400–500 nm und Lichtintensität von mind. 1.000 mW/cm<sup>2</sup>).

## ORBI-FlowX Spritzen

€ 19<sup>90</sup>  
statt € 24<sup>80</sup>



	Art.Nr.
A1, Spritze 2 × 2 g	275924
A2, Spritze 2 × 2 g	275925
A3, Spritze 2 × 2 g	275926
A3,5, Spritze 2 × 2 g	275927

Einführungspreise bis zum 31.05.2020 gültig.

## ORBI-FlowX PLT

20 × € 29<sup>90</sup>  
statt € 34<sup>90</sup>



	Art.Nr.
A1, PLT 20 × 0,25 g	275928
A2, PLT 20 × 0,25 g	275929
A3, PLT 20 × 0,25 g	275930
A3,5, PLT 20 × 0,25 g	275931

Einführungspreise bis zum 31.05.2020 gültig.

### Lichthärtendes und leichtfließendes Microhybrid-Composite für anteriore und begrenzt posteriore Restaurationen sowie für die Versiegelung von Zähnen.

Das neue Material basiert auf Methacrylharzen und anorganischen Füllstoffen mit einer Partikelgröße von 0,05 bis 1 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 62 Gew.-% und 47 Vol.-%. Das Composite-Material erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049. Es ist geeignet für Restaurationen der Klassen III, IV und V, kleine Füllungen

der Klassen I und II, Unterfüllung von Kavitäten und Versiegelungen. Schichtbar bis zu 1 mm. In 20–30 Sekunden ausgehärtet (bei Wellenlänge 400–500 nm und Lichtintensität von mind. 1.000 mW/cm<sup>2</sup>).

**NEU**  
im  
Sortiment

ab € 52<sup>42</sup>



## iBOND Universal

Klebt. Einfach. Alles.

iBOND Universal ist das universelle, lichthärtende Adhäsiv für alle Bonding-Techniken und Indikationen. Es ist der Allrounder für zuverlässige Haftfestigkeit und kompatibel mit licht-, dual- und selbsthärtenden dentalen Materialien. Sofortiger Bondingerfolg: Dank seiner einzigartigen Feuchtigkeitsregulierung und der optimalen Zusammensetzung ermöglicht iBOND Universal eine hervorragende Penetration ins Dentin und sofortige, zuverlässige Haftfestigkeit.

	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	3+1*
Flasche, 4 ml	244711	85,50	€ 72,90	€ 52,42
Ab 3 Flaschen			€ 69,90	

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 3 iBond Universal Flaschen á 4 ml, erhalten Sie **1 Flasche ohne Berechnung!**

ab € 11<sup>92</sup>



## Sopira Carpule Einmalkanülen

Die passende Kanüle für jede Indikation

Kanülen in Arzneimittel-Qualität: Doppelter Facettenschliff und spezielle Silikonbeschichtung garantieren ein weiches Gleiten durch alle Gewebestrukturen. Kunststoff-Konus mit vorgestanztem Gewinde für leichtes und sicheres Abschrauben der Spitze. Durchgängige Farbkodierung erleichtert die Erkennung. Gamma-sterilisiert. Sichere Handhabung. Für Zyl. Amp.-Spritzen.

**Die SOPIRA Carpule Kanülen mit Kurzschliff gibt es auch in den Varianten:**

- Free Flow: besonders dünnwandig und mit vergrößertem Innendurchmesser
- Geblistert: Für noch höhere Sicherheit – besonders im OP

	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	5+1/12+3*
Packung, 100 Stück	*	€ 18,60	€ 15,90	€ 12,44/ € 11,92
Ab 5 Packungen				€ 15,55
Ab 10 Packungen				€ 14,90

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 5 Packungen Sopira Carpule Einmalkanülen, erhalten Sie **1 weitere Packung ohne Berechnung!** Bei der Abnahme von 12 Packungen, erhalten Sie **3 Packungen ohne Berechnung!**

ab € 41<sup>92</sup>



## Venus Diamond

Ästhetik in ihrer schönsten Form

Das hochästhetische Nano-Hybrid Komposit Venus Diamond kombiniert niedrige Schrumpfkraft und hohe Festigkeit in einmaliger Weise miteinander. Das Universalkomposit zeichnet sich durch eine festere Konsistenz während des Modellierens aus und ist sehr komfortabel in der Anwendung. Der Aufbau sowohl direkt als auch indirekt gefertigter Restaurationen ist einfacher und damit effizienter für Sie.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	Ab 6 Pkg.	6+2*
Spritze 4g	*	€ 69,30	€ 58,90	€ 55,90	€ 41,92
PLT 20 × 0,25g	*	€ 86,60	€ 75,50	€ 72,90	€ 53,34

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 6 Packungen Venus Spritze oder PLT erhalten Sie **2 weitere gleichwertige Packungen ohne Berechnung!**

ab € 39<sup>12</sup>



## Flexitime

Souveräne Präzision. Jederzeit.

Das VPS-Präzisionsabformmaterial Flexitime wurde speziell auf die hohen Anforderungen bei der prothetischen Versorgung ausgerichtet. Mit Flexitime arbeiten Sie höchst präzise, zeitlich flexibel und so wie es Ihrem persönlichen Behandlungsstil entspricht.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	Ab 5 Pkg.	5+1*
Dynamix, Kartuschen 2 × 380ml	*	€ 181,00	€ 153,90	€ 149,90	€ 124,90
Refill, Kartuschen 2 × 50ml	*	€ 60,20	€ 51,10	€ 48,90	€ 39,12

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 5 Packungen Flexitime Dynamix oder Refill erhalten Sie **1 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung!**



€ 299<sup>00</sup>



€ 192<sup>88</sup>

### Young Starter Kit

Die Einweg-Prophy-Winkelstücke von Young sind so konzipiert, dass auch schwer zugängliche Stellen im Mund gut erreicht werden können. Dank schmalere Hals und kleinem, runden Kopf ist das Polieren für Anwender und Patient gleichermaßen angenehm. Durch die Einmal-Verwendung reduzieren sie das Risiko einer Kreuzkontamination. Es ist zeit- und kostensparend, da keine Aufbereitung benötigt wird und das Handstück durch abrasive Pasten weniger verschleißt - keine Desinfektion notwendig. Alle Young Polierkelche sind aus firmeneigenem Spezialgummi. Frei von Latex und BPA. Das Young Proxexo Handstück bietet Ihnen eine benutzerfreundliche und wartungsarme Anwendung. Der leichte Adapter minimiert Ermüdung und sorgt dafür, dass die Winkelstücke von Young über 4:1-Anschluss mit jeder Art von E-Style-Elektromotor betrieben werden können.

Starter Kit	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
375 Einweg-Prophy-Winkelstücke, Typ Contra Elite und 1 Prophylaxe, Handstück Young Proxexo	266438	€ 336,60	€ 299,00

### Zooby® Starter Kit

Kennen Ihre kleinen Patienten schon Penelope, den Pinguin, Zoe das Zebra, oder Francesca, den Flamingo?

Zooby Einweg-Prophy-Winkelstücke mit Tiermotiven ermöglichen eine angstfreie Therapie und schaffen eine positive Grundlage für den nächsten Zahnarztbesuch.

- Fünf lustige Zooby® Tiermotive: Penelope – der Pinguin, Zoe – das Zebra, Francesca – der Flamingo, Chase – der Leopard und Talon – der Tiger
- Frei von Latex, Polierkelch mit fein gerippter Innenseite mit Unterteilungen
- Passend für langsamlaufende Handstücke (Doriot Style), z.B. das Young Proxexo Handstück.
- Zur Einmalverwendung

Zooby® Starter Kit	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
500 Einweg-Prophy-Winkelstücke für Kinder und 1 Prophylaxe Handstück Young Proxexo	266441	€ 336,60	€ 192,88



€ 849<sup>90</sup>

### Compeerer

COMPONEER ist ein innovatives und einfach zu verarbeitendes System zur Frontzahnrestauration.

COMPONEER sind polymerisierte, vorgefertigte Nano-Hybrid-Komposit Schmelz-Schalen, die die Vorteile der direkten Kompositrestauration mit den Vorteilen vorgefertigter Veneers verbinden.

Vor COMPONEER konnte der Praktiker nur zwischen der direkt modellierten Kompositrestauration und der aufwändigen, indirekten Veneertechnik wählen. Mit dem direkten Composite Veneering System wird diese Behandlungspalette um eine interessante Option erweitert und eröffnet so neue wirtschaftliche Perspektiven für Zahnarzt und Patient. In nur einer Sitzung erhalten Patienten ein natürliches ästhetisches Lächeln, das Lächeln zum einfach Mitnehmen - ein „Smile to go“.

Intro System Kit	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Tips	228145	€ 971,40	€ 849,90
Spritzen	228146	€ 971,40	€ 849,90

€ 25<sup>50</sup>



### Gelatamp

Gelatamp ist ein Gelatineschwamm zur Prophylaxe von Wundinfektionen und Nachblutungen nach Extraktionen. Gelatamp enthält kolloidales Silber und hebt sich dadurch deutlich von reinen Gelatineschwämmen ab. Das Silber führt zu einer breiten antibakteriellen Wirkung über die gesamte Resorptionszeit hinweg und verleiht Gelatamp auch seine spezifisch braune Farbe.

- Rasche initiale Blutstillung
- Stabilisierung des Koagulums
- Breite antimikrobielle Depotwirkung
- Vollständige Resorption

	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Länge 14 mm, Breite 7 mm, Höhe 7 mm	75029	€ 29,40	€ 25,50
Dose, 50 Stück			

€ 44<sup>90</sup>



3+1

### Opalescence Go 6 %

Kosmetische Zahnaufhellung mit den neuen UltraFit Trays

- Gebrauchsfertige UltraFit-Trays mit 6% H2O2, faszinierend einfach.
- Super-adaptive Trayfolie für erhöhten Patienten-Komfort.
- Optimierte Gel-Menge und -Platzierung in der Folie.
- Gel mit PF-Formel, für minimierte Zahnsensibilitäten und aktiven Kariesschutz.
- Kostengünstig für den Patienten, wirtschaftlich für die Praxis.
- Tägliche Behandlungszeit nur ca. 60-90 Minuten.

#### Patienten Kit 10 Blister

OK+UK	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	3+1*
Melone	244968	€ 73,70	€ 65,50	€ 44,90
Mint	232541	€ 73,70	€ 65,50	€ 44,90

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 3 Packungen erhalten Sie 1 weitere Packung ohne Berechnung!

€ 74<sup>40</sup>



### One Coat 7 Universal

Lichthärtendes Ein-Komponenten Universal-Adhäsiv.

- Self Etch, Selective Etch und Total Etch, ein Bond für alle Adhäsivtechniken
- Mit Aktivator für chemisch härtende Produkte
- Hervorragende Haftwerte auf Schmelz und Dentin
- Exzellenter Randschluss und ausgezeichnete Randsichtigkeit
- Die ergonomisch geformte, dreieckige Flasche liegt gut in der Hand und ermöglicht dank ihres fein dosierbaren Tropfers ein besonders präzises und wirtschaftliches Arbeiten

	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 5ml	244720	€ 87,10	€ 74,40

ab € 124<sup>90</sup>



5+1

### Affinis Mono Body

AFFINIS MonoBody ist gewebefreundlich und geschmacksneutral und somit für den Patienten ohne schädliche Wechsel- und Nebenwirkungen. Nach einer kurzen Mundverweildauer von 2:30 min kann die AFFINIS MonoBody Abformung rückstandslos und leicht entformt werden. Die Abformung ist desinfizierbar, ohne aufzuquellen. Das hohe Rückstellvermögen von 99.75 % und die Dimensionsstabilität von 0.2 % sind der Schlüssel zu passgenauen Rekonstruktionen. AFFINIS MonoBody kann auch in der Doppelmischtechniken Löffelmaterial eingesetzt werden.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	5+1*
2 x 380ml	146536	€ 187,30	€ 168,57	€ 124,90
Ab 5 Packungen				€ 149,90

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 5 Packungen erhalten Sie 1 weitere Packung ohne Berechnung!



Synea Fusion  
hervorragendes  
Preis-Leistungs-  
Verhältnis

## Synea Fusion Hand- & Winkelstücke

Kompromissloser Bedienkomfort mit der gewohnten Synea Qualität und konkurrenzloser Lebensdauer.

- Lebensdauer und hohe Laufruhe durch Keramikgullager
- Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleine Kopfgrößen
- Sichere Kühlung mit Quattro Spray
- Monobloc-Design für optimale Hygiene
- Kompaktglasstab für konstante Lichtqualität
- Optimiertes Griffprofil für sicheren Halt und optimale Hygiene
- Sicherer Halt und einfaches Bohrerwechseln
- Integrierter, wartungsfreier Sprayfilter für beste Wasserqualität
- Kann an alle ISO Motoren angeschlossen werden
- Thermodesinfizierbar und sterilisierbar

ab € 539<sup>50</sup>



1+1

### Synea Fusion Winkelstück WG-99 LT, rot

**Anwendungsbereiche:** Präparation von Kronenstümpfen und Kavitäten, Trepanieren, Resezieren, Finieren, Entfernen von Füllungen und Metallen

WG-99 LT	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	1+1*
Winkelstück 1:5, Quattro Spray, Kopfgröße Ø 10 mm, Druckknopfspannung für FG Bohrer Ø 1,6 mm, Kompaktglasstab	232908	€ 2.185,00	€ 1.092,50	€ 539,50

\*Unter Berücksichtigung des gratis Winkelstück.



**Aktion:** Bei Abnahme von 2 Winkelstücken je Kategorie erhalten Sie das **zweite Instrument ohne Berechnung!**

ab € 374<sup>00</sup>



1+1

### Synea Fusion Winkelstück WG-56LT, blau

**Anwendungsbereiche:** Präparation von Kavitäten, Trepanieren, Resezieren, Separieren, Finieren von Kavitätenrändern und Füllungen

WG-56LT	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	1+1*
Winkelstück 1:1, Single Spray, Kopfgröße Ø 9,5 mm, Druckknopfspannung für Winkelstückbohrer mit Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab	232869	€ 1.496,00	€ 748,00	€ 374,00

\*Unter Berücksichtigung des gratis Winkelstück.



**Aktion:** Bei Abnahme von 2 Winkelstücken je Kategorie erhalten Sie das **zweite Instrument ohne Berechnung!**

ab € 443<sup>50</sup>



1+1

### Synea Fusion Winkelstück WG-66 LT, grün

**Anwendungsbereiche:** Exkavieren, Präparation in Pulpanähe, Finieren

WG-66 LT	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	1+1*
Winkelstück 2:1, Single Spray, Kopfgröße Ø 9,5 mm, Druckknopfspannung für Winkelstückbohrer mit Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab	232909	€ 1.774,00	€ 887,00	€ 443,50

\*Unter Berücksichtigung des gratis Winkelstück.



**Aktion:** Bei Abnahme von 2 Winkelstücken je Kategorie erhalten Sie das **zweite Instrument ohne Berechnung!**

ab € 421<sup>12</sup>



4+1

### Synea Fusion Profin Winkelstück WG-67 A, grün

**Anwendungsbereiche:** Entfernung von Überschüssen, Vorpolieren, Feinpolieren, Aufpolieren im Interdental- und Subgingival-Bereich

WG-67 A	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	4+1*
Profin® Winkelstück 2:1 Single Spray, Hub 1,1 mm für Dentatus-Tips	249057	€ 658,00	€ 526,00	€ 421,12

\*Unter Berücksichtigung des gratis Winkelstück.



**Aktion:** Bei Abnahme von 4 Winkelstücken erhalten Sie **1 weiteres ohne Berechnung!** (Die Winkelstücke können auch gemischt bestellt werden, das günstigste erhalten Sie gratis.)



ab € 107<sup>60</sup>



5+1

10+3

### EQUIA Forte Fil

EQUIA Forte ist ein Glashybridmaterial, das die Synergieeffekte von EQUIA Forte Fil und EQUIA Forte Coat nutzt. Gemeinsam bilden sie ein stabileres, überlegenes Füllmaterial für große Kavitäten in Backenzähnen. Dieses einzigartige Restaurationssystem für alle Altersgruppen wird Sie in jeder Hinsicht beeindrucken. Im Vergleich zu anderen Restaurationsoptionen bringt EQUIA Forte erhebliche Zeitvorteile. Die beeindruckende Ästhetik gibt Ihnen mehr Möglichkeiten bei der Restauration von Backenzähnen, damit die Patienten zufrieden sind. EQUIA Forte beruht auf dem EQUIA-System, ist seit vielen Jahren klinisch erprobt und stellt eine großartige Alternative für Ihre tägliche Arbeit dar.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	5+1/10+3*
Refill Pack, 50 Kapseln	*	€ 165,95	€ 139,90	€ 116,50 € 107,60

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 5 Packungen EQUIA Forte, erhalten Sie **1 weitere Packung ohne Berechnung!** Bei der Abnahme von 10 Packungen, erhalten Sie **3 Packungen ohne Berechnung!**

ab € 105<sup>35</sup>



5+1

10+3

### Fuji II LC

Lichthärtender Glasionomerzement für ästhetische Füllungen. Sehr hohe Transluzenz, sichere chemische Verbindung zur Zahnstruktur, ohne Ätztechnik. Durch spezielle Kunststoffmatrix sofortiger Schutz der Füllung gegen Feuchtigkeit. Kariesprophylaxe durch Abgabe von Fluoriden.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	5+1/10+3*
Refill Pack, 50 Kapseln	*	€ 171,20	€ 136,96	€ 114,13 € 105,35

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 5 Packungen Fuji II LC, erhalten Sie **1 weitere Packung ohne Berechnung!** Bei der Abnahme von 10 Packungen, erhalten Sie **3 Packungen ohne Berechnung!**

ab € 102<sup>60</sup>



5+1

10+3

### Fuji IX GP Fast

Als herkömmliches, selbsthärtendes Glasionomer ist es in der Kavität problemlos stopf- bzw. formbar und funktioniert hervorragend bei Restaurationen der Klassen I, II und V. Es eignet sich zudem hervorragend für den Stumpfaufbau oder als Basis. Wenn es schnell gehen soll, sollten Sie auf Fuji IX GP FAST zurückgreifen, da Sie langlebigere Restaurationen in der Hälfte der Zeit - lediglich 3 Minuten von Beginn des Mischens bis zum Ende - erzielen können.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	5+1/10+3*
Refill Pack, 50 Kapseln	*	€ 150,90	€ 133,40	€ 111,17 € 102,60

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 5 Packungen Fuji IX GP Fast, erhalten Sie **1 weitere Packung ohne Berechnung!** Bei der Abnahme von 10 Packungen, erhalten Sie **3 Packungen ohne Berechnung!**

ab € 36<sup>75</sup>



3+1

### everX Flow

everX Flow ist ein mit kurzen Glasfasern verstärktes fließfähiger Composite, das für den Dentinersatz bei direkten Restaurationen (gemeinsam mit einem herkömmlichen Composite als Schmelzschicht) und für Stumpfaufbauten geeignet ist. Dank der enthaltenen kurzen Glasfasern ist everX Flow außergewöhnlich bruchfest und verstärkt Restaurationen effizient. Die Glasfasern tragen dazu bei, Risse abzuleiten und verhängnisvolle Ausfälle zu vermeiden, und machen everX Flow damit zum optimalen Material für den Einsatz bei geschwächten oder Risse aufweisenden Zähnen, wie etwa nach der Amalgamentfernung.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	3+1*
Spritze, 2ml	270230	€ 59,00	€ 49,00	€ 36,75

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



**Aktion:** Bei Abnahme von 3 Packungen everX Flow, erhalten Sie **1 weitere Packung ohne Berechnung!**

ab  
€ 1.100,00  
bei Rückgabe  
eines  
Altgerätes

ab € 1.100<sup>00</sup>



### Bluephase PowerCure

Die patentierte Polyvision-Technologie ist Ihr persönlicher Belichtungsassistent.

Dieses automatische Assistenzsystem unterstützt Sie für eine zuverlässige Aushärtung. Das Lichtgerät erkennt selbstständig, ob das Handstück während des Belichtungsvorgangs bewegt wird. Dann weist es mittels Vibration auf die Fehlanwendung hin und verlängert die Belichtungszeit automatisch um 10 %, falls nötig. Ist aufgrund der Bewegung eine zuverlässige Aushärtung gefährdet, bricht das Gerät die Belichtung automatisch ab, damit sie wiederholt werden kann. Als aktiver Blendschutz lässt sich Bluephase PowerCure nicht im freien Raum aktivieren.

- Zuverlässige Aushärtung aller lichthärtenden Materialien dank Polywave-LED
- Kurze Belichtungszeiten ab 3 Sekunden dank hoher Intensität bis zu 3.000 mW/cm<sup>2</sup>
- Zusatzprogramm Pre-Cure
- Großer 10>9-mm-Lichtleiter für zeitsparende Einmalbelichtungen

Alle Polymerisationsschritte bei direkten Restaurationen von bleibenden Seitenzähnen der Klassen I und II können neu in jeweils nur noch 3 Sekunden im 3sCure-Belichtungsprogramm okklusal durchgeführt werden. Belichten Sie Adhese Universal, Tetric PowerFill und Tetric PowerFlow mit einer Lichtintensität von 3.000 mW/cm<sup>2</sup> – wie sie Bluephase PowerCure bietet. Die Zeitersparnis ist deutlich zu spüren – bei gewohnter Qualität und Ästhetik.

#### 1 Set Bluephase PowerCure System-Kit Spritze:

Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
270333	€ 1.550,00	€ 1.300,00

1 Bluephase PowerCure, 1 × Tetric PowerFill IVA 3 g, 1 × Tetric PowerFlow IVA 2 g, 1 × Adhese Universal VivaPen 2 ml, diverses Zubehör

**+** Aktion: Erhalten Sie 200,00 € Rückkaufbonus für Ihre Altlampe!

### Fluor Protector

Fluoridhaltiger Schutzlack zur Desensibilisierung und Kariesprophylaxe. Dank seiner Eigenschaften lässt sich der Lack einfach verteilen und fließt gut in komplexe Oberflächenstrukturen ein. Er trocknet schnell und haftet ausgezeichnet auf den Zähnen. Fluor Protector eignet sich für die Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, aufgrund der Dosierung sogar für die Behandlung von Kindern im Vorschulalter. Der Schutz von Fluor Protector beruht auf: Hemmen der Demineralisation, Stimulieren der Remineralisation, Einbau des Fluorids in tiefliegende Schmelzschichten und Remineralisation initialer Kariesläsionen.

Packung, 40 × 0,4 ml	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
	184460	€ 145,00	€ 124,90

€ 124<sup>90</sup>



€ 55<sup>50</sup>



### Skyce Schmucksteine kristall

Zahnschmucksystem, mit dem die kosmetischen Ansprüche medizinisch korrekt ausgeführt werden können. Skyce Zahnschmuck wird ohne Präparation mit bewährten Produkten einfach aufgeklebt. Das Aufkleben hat keinen Einfluss auf die Gesundheit des Zahnes. Zwei verschiedene Größen.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
5 Stück, Ø 1,9 mm	26741	€ 63,20	€ 55,50

€ 99<sup>90</sup>



### Cervitec F

Neuer Schutzlack ermöglicht einen schnellen mehrfach Schutz der Zähne. Das Lacksystem enthält Fluorid, Chlorhexidin und CPC. Diese innovative Kombination der Inhaltsstoffe erlaubt Fluoridierung und gezielte Keimkontrolle in einen Arbeitsschritt. Die relativ hohe Feuchtigkeitstoleranz erleichtert das Applizieren.

Dosiertube, 7g	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
	252606	€ 120,50	€ 99,90

### Aesculap Sterilcontainer

#### Aufbereitung mit System

Zur schnellen und kontaminationsfreien Deckelabnahme bei der Sterilbereitstellung sind die Spannverschlüsse gleichzeitig als Deckelgriffe ausgebildet. Die Verschlusslaschen sind in jeder Position arretierbar und bis 90° in den Deckel einschwenkbar. Integrierte Federn sorgen für einen gleichbleibenden Verschluss des Sterilcontainers. Durch die Stapelbarkeit der Container reduziert sich der Platzbedarf im Sterilgutkreislauf. Die Verplombung sorgt dafür, dass der Container nach der Sterilisation nicht ungewollt geöffnet wird.

Farbe und Beschriftung frei wählbar (rot, blau, grün, gold, schwarz, oliv-braun, violett, orange), (einzeilig oder zweizeilig – bis zu 13 Zeichen je Zeile möglich)

€ 447<sup>76</sup>

Paket „Implantat“	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Dental-Steril-Container JN 095 (Format 310 × 188 × 90 mm)	10075	€ 182,20	€ 191,76
Siebtray JG 381R (Format 274 × 172 × 30 mm)	184996	€ 132,00	€ 105,60
Siebtray JG 384R (Format 274 × 172 × 41 mm)	185001	€ 188,00	€ 150,40

#### Aesculap Siebtray

Die große Perforation ermöglicht eine gute Wasserstrahldurchlässigkeit und reduziert Spülschatten. Setzen sie die Silikonstege so wie es für Ihre Instrumente optimal ist. In Sekundenschnelle, ohne zusätzliches Werkzeug. Ihre Instrumente haben Platz auf kleinstem Raum und sind fest fixiert.

**+** Aktion: Beim Kauf eines Aesculap Sterilcontainer Paket, erhalten sie folgende Artikel ohne Berechnung! 1 × 2 Dauerfilter JK 091, 94 × 215 mm, im Wert von € 28,90 (Art.-Nummer: 10093) 1 × Schild für Tray, im Wert von € 2,70 (Art.-Nummer: 128210) 1 × 20 Packungen á 100 Stück Indikatorplombe Typ JG753, Farbe orange, im Wert von € 101,70 (Art.-Nummer: 215471)

€ 240<sup>72</sup>

Paket „Standard“	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Normtray-Container JN 092 (Format 310 × 188 × 44 mm)	26719	€ 168,90	€ 135,12
Siebtray JG 381R flach perforiert, 1 St. (flach perforiert, 274 × 172 × 30 mm)	184996	€ 132,00	€ 105,60

€ 338<sup>60</sup>

Paket „WSR“	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Dental-Steril-Container JN 094 (Format 310 × 188 × 63 mm)	26720	€ 179,00	€ 188,20
Siebtray JG 384R, 1 St. (Format 274 × 172 × 41 mm)	185001	€ 188,00	€ 150,40



# CAD/CAM ist die Technologie der Zukunft

Treten Sie in die Welt der computergestützten Designs und Fertigung ein, um das Niveau Ihrer Behandlungen zu erhöhen! Vom intraoralen Scannen über flexibles Design bis zur chairside Behandlung, erhalten Sie von uns alle Informationen, die für einen kompletten CAD/CAM-Workflow benötigt werden.


## Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand!

... und lassen Sie sich von unserem Expertenteam speziell auf Ihre Bedürfnisse in Ihrer Praxis beraten.

Gerne optimieren wir auch Ihren bereits bestehenden Workflow – für noch mehr Effizienz.

## Beratung - Installation - Schulung - Service:

Alles aus einer Hand



## Plandent CAD/CAM Experten



**Robert Wetel**  
Sales Manager Technical & Digital  
Tel. 0664/3403 019  
robert.wetel@plandent.at



**Kaddour Berkani**  
CAD/CAM Product Manager  
Tel. 0676/4766 637  
kaddour.berkani@plandent.at



**Richard Koinegg**  
Sales Technical & Digital, Support  
Tel. 0664/8834 7770  
richard.koinegg@plandent.at



**Stefan Chobota**  
Sales Technical & Digital, Support  
Tel. 0664/8866 1527  
stefan.chobota@plandent.at



**Philipp Schnittler**  
Digital Specialist Support  
Tel. 0664/8867 2734  
philipp.schnittler@plandent.at

## PLANMECA

### Emerald™ S

Extrem schnelles und flüsterleises Scannen mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit

Die bewährten Merkmale des Planmeca Emerald™-Scanners, wie seine kompakte Größe, die autoklavierbaren Anti-Beschlag-Scannerspitzen und die Plug-and-Play-Funktion, sind Bausteine des neuen Planmeca Emerald™ S-Scanners. Der Scanner ist aber auch mit erstaunlichen neuen Funktionen verbessert worden, um selbst die anspruchsvollsten diagnostischen Anforderungen zu erfüllen. Planmeca Emerald S scannt mehr als doppelt so schnell wie sein Vorgänger und macht die Erfassung digitaler Abdrücke reibungsloser als je zuvor.

Mit Planmeca Emerald S können Anwender auch von der neuen Transilluminationsspitze profitieren. Mit der neuen Cariosity-Spitze können Ärzte durch den Zahn sehen und Karies und Risse im Frühstadium mit einem strahlungsfreien Nah-Infrarotlicht erkennen. Da die Zahnfarbenerfassung eine Herausforderung darstellen kann, wurde Planmeca Emerald S auch mit einem Zahnfarbenassistenten ausgestattet. Der Farbtönenassistent vereinfacht den Farbpassungsprozess durch verbesserte Farbgleichmäßigkeit.



Der Scanner verwendet einen neuen Scan-Algorithmus und erleichtert so die hervorragende Scan-Erfahrung indem unerwünschte Daten automatisch entfernt werden. Der Scanner ist zudem vollständig in die Planmeca-Geräte und -Software integriert, was einen außergewöhnlich reibungslosen Arbeitsablauf für Dentalkliniken/praxen ermöglicht. Gleichzeitig können die Benutzer ihre Scans problemlos durch die offene Architektur mit Kollegen und externen Spezialisten teilen.

	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Emerald™ S	272714	€ 44.900,00	€ 29.700,00
Angebot inklusive Cariosity Tip			

## PLANMECA

### CAD/CAM Paket 1 (Emerald™ S + PlanMill® 30 S)

Hochpräzise Fräseinheit für die Zahnarztpraxis

Nutzen Sie diese kostengünstige Fräseinheit zum Einstieg in die Welt der digitalen Zahnerstellung. Planmeca PlanMill® 30 S wurde für Zahnarztpraxen entwickelt, die nach einer effizienten, präzisen und kosteneffektiven Fräslösung suchen.

- Modernes Design
- Hohe Präzision
- Hochgeschwindigkeitsspindel (max. 100.000 UpM)
- Fräsen einer Krone dauert ca. 16 bis 18 Minuten
- Drehachse zum Fräsen von Blöcken Ihrer Wahl
- Werkzeugwechsler mit 5 festen Stationen
- Blockgröße bis 20 x 40 x 85 mm
- Maße in geschlossenem Zustand (B x H x T) 661 x 442 x 544 mm

#### Inklusive:

- PlanCAD Easy – Complete
- PlanCAD Easy – Mill Only
- Weitere Lizenzen auf Anfrage

	Preis	Sonderpreis
CAD/CAM Paket 1	€ 92.527,00	€ 68.400,00



**€ 68.400<sup>00</sup>**  
statt € 92.527<sup>00</sup>



**€ 36.200<sup>00</sup>**  
statt € 51.330<sup>00</sup>

### CAD/CAM Paket 2 (Emerald™ S + Creo C5)

**Einzigartige Kapseldosierung – hohe Geschwindigkeit- einfache Anwendung**

Der außergewöhnlich schnelle 3D-Drucker für die Fertigung am Patientenstuhl zur Herstellung von Dental Modellen und Bohrschablonen innerhalb eines einzigen Patientenbesuchs. Planmeca bietet einen einzigartigen vollständigen Arbeitsablauf zur Herstellung von Implantatschablonen. Verwenden Sie ein beliebiges DVT-Gerät von Planmeca, um ein Bild des Aufnahmebereichs zu erhalten und nehmen Sie einen digitalen Abdruck mit einem Planmeca-Intraoral scanner auf. Entwerfen Sie die Bohrschablone mit der Planmeca Romexis®-Software. Drucken Sie unmittelbar danach die Bohrschablone mit dem Planmeca Creo™ C5 fertig.

**Verfügbare Materialien:**

- Fotodent model: hochwertiges Harz für den Druck von Zahn- und Studienmodellen
- Fotodent setup: Schnelldruckharz für Aligner-Sockel zur Verwendung bei der Thermoformung
- Fotodent guide: Biokompatibles Harz der Klasse 1 für den Druck von Bohrschablonen

	Preis	Sonderpreis
CAD/CAM Paket 2	€ 51.330,00	€ 36.200,00

**€ 74.590<sup>00</sup>**  
statt € 103.000<sup>00</sup>

### CAD/CAM Paket 3 (Emerald™ S + PlanMill® 30 S + Creo C5)

	Preis	Sonderpreis
CAD/CAM Paket 3	€ 103.000,00	€ 74.590,00

# Reparieren lohnt sich!

## Leistung zum Festpreis

Unser Reparaturservice für Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Kupplungen und Airscaler:

<b>Kopf</b> € 23	<b>Handstück</b> € 50	<b>Turbine</b> € 38
<b>Kopf-Kupplung</b> € 32	<b>Airscaler</b> € 50	<b>Unterteil</b> € 35



## Winkelstück

€ 55

Fragen Sie auch nach unserem Service für Motoren und Technik Antriebe!

Alle genannten Festpreise zzgl. Ersatzteile, Einzelleistungen und gesetzlicher MwSt. Wir verwenden Originalersatzteile aller Hersteller.

**Eigene qualifizierte Werkstatt in Wien**  
**Schnelle Hilfe zum Festpreis**  
**Express-Service: Reparatur an 1 Tag**

Hinweis: Bei Instrumenten, die sich noch in der Garantiezeit befinden, sind wir Ihnen gerne bei der Garantieabwicklung behilflich. Hierzu benötigen wir eine Kopie des Lieferscheins oder der Originalrechnung. Diese Aktion gilt nur für Kunden in Österreich.

## So erreichen Sie uns:

### Graz

Hauptstraße 131, 8141 Premstätten

Telefon: +43 (0) 316 / 225883

Fax: +43 (0) 316 / 225884-15

E-Mail: team.graz@plandent.at

### Salzburg

Pannzaunweg 1b, 5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 / 857700

Fax: +43 (0) 662 / 857700-4

E-Mail: team.salzburg@plandent.at

### Wien

Scheringgasse 2, 1140 Wien

Telefon: +43 (0) 1 / 6620272

Fax: +43 (0) 1 / 6620272-20

E-Mail: team.wien@plandent.at

**Bestell-Hotline: 0800 / 808032, Bestellfax: 0800 / 808036, Technik-Hotline: 0800 / 070550**

Preise und Raten in Euro, zzgl. ges. MwSt. Geräte zzgl. Montagekosten. Finanzierungsangebote vorbehaltlich positiver Kreditprüfung und unveränderter Zinskonditionen freibleibend. Material-Aktionsangebote abzüglich individueller Einkaufskonditionen. Vergleichspreise laut unverbindlicher Preisempfehlung der Plandent GmbH bzw. des Herstellers. Abbildungen können abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Postanschrift: Plandent GmbH, Scheringgasse 2, 1140 Wien

Neue  
Adresse!

**Plandent**

€ 10

**REPARATUR  
GUTSCHEIN**

Bringen Sie uns den Gutschein bei der nächsten Reparatur mit, oder legen Sie ihn beim Versand Ihres Instruments bei. Gerne können Sie den Gutschein ihrem Techniker oder Außendienstmitarbeiter bei der Reparaturübergabe zum Einlösen mitgeben. Nur ein Gutschein pro Reparatur einlösbar.