

www.plandent.at

# PlanDeal

GÜLTIG: 01.07.–30.09.2021

PRAXIS

NEU bei  
ORBIS

JETZT  
vorbestellen!

ab € 229<sup>90</sup>

2 Wellenlängen  
zum Härten aller  
Materialien

ORBIS 

## LED-Dual Polymerisationslampe

Diese Polymerisationslampe mit sieben Anwendungsprogrammen ist ideal zum Aushärten von Dentalharzen und Composites.

- Wellenlängen: 390-430 nm, 440-480 nm (dual)
- Lichtintensität: bis 2.000 mW/cm<sup>2</sup>
- Fiberglas Lichtleiter um 360° drehbar
- Lichtleiter und Tackring sind autoklavierbar
- Handstück und Ladestation mit einem alkoholfreien Tuch desinfizieren
- Voll umschlossenes Membran-Panel für einfache Reinigung & Desinfektion

### Anwendungsprogramme:

- **TACK** – 900 mW/cm<sup>2</sup> ± 10% für 1 Sekunde
- **TURBO** – 2.000 mW/cm<sup>2</sup> ± 10% für 4 Sekunden
- **3s + 3s** – 2.000 mW/cm<sup>2</sup> ± 10% für 3 + 3 Sekunden (blinkt 1 Sekunde dazwischen)
- **6s + 6s** – 1.500 mW/cm<sup>2</sup> ± 10% für 6 + 6 Sekunden (blinkt 1 Sekunde dazwischen)
- **FULL** – 1.200 mW/cm<sup>2</sup> ± 10% für 5, 10, 15, 20 Sekunden
- **RAMP** – Die ersten 5 Sekunden von 0–1.200 mW/cm<sup>2</sup> ± 10%, die nächsten 5, 10, 15, 20 Sekunden wird das Niveau von 1.200 mW / cm<sup>2</sup> ± 10% gehalten
- **SOFT CURE** – Die ersten 5 Sekunden von 0–900 mW/cm<sup>2</sup> ± 10%, die nächsten 5, 10, 15, 20, 25 Sekunden wird das Niveau von 900 mW / cm<sup>2</sup> ± 10% gehalten

Packung, 1 Gerät	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Polymerisationsleuchte, Farbe weiß	300954	€ 245,00	€ 229,90

Plandent

Plandent GmbH  
1140 Wien, Scheringgasse 2 | Telefon: +43 (0) 1 / 6620272 | www.plandent.at

**NEU**  
im Sortiment

**ab € 29<sup>90</sup>**



**ORBIS**

### Cavity Liner LC

Lichthärtendes, röntgensichtbares Calciumhydroxid zur indirekten Pulpenüberkappung und Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien.

- Zeitsparend
- Lichthärtend
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Säureresistent
- Unterstützt die Bildung von sekundärem Dentin

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 3 Pkg.
Spritze 2 x 2 ml	282601	€ 34,95	€ 32,90	<b>€ 29,90</b>

**ab € 26<sup>90</sup>**



**ORBIS**

### ORBIpol-discs

Die Polierscheiben sind aus besonders dünnem und flexiblem Material und für schwer zugängliche Bereiche geeignet.

- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid
- Pop-On - kompatibel mit Sof-Lex Pop-On Mandrell (1983RA)
- Für Komposite, Gold und Amalgam
- In 2 Größen, Ø 10 mm + Ø 14 mm
- Drehzahl: 7.00-10.00 UpM, max. 20.000 UpM
- Autoclavierbar

Packung, Starter Set	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Farbe gelb, Ø 14 mm	271117	€ 32,45	<b>€ 26,90</b>
Farbe gelb, Ø 10 mm	271118	€ 32,45	<b>€ 26,90</b>

**ab € 75<sup>90</sup>**



**ORBIS**

### ResinoCal LC

ORBIS ResinoCal LC ist ein lichthärtendes, harzverstärktes Pulpaüberkappungsmaterial mit MTA-Füllstoffen für direkte und indirekte Pulpaüberkappung unter allen Restaurationen, das als Barriere und zum Schutz der Pulpa entwickelt wurde. ORBIS ResinoCal LC kann dank seiner thixotropen Eigenschaft und mit Hilfe der mitgelieferten ORBIS ResinoCal Spritze auch bei tiefgehenden Kavitätenpräparationen sehr präzise appliziert werden. Durch die Lichthärtung kann das Material anschließend kontrolliert ausgehärtet werden.

- Lichthärtend
- 100 % biokompatibel (frei von BIS-GMA)
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Schützt die Pulpa
- Unterstützt die Bildung von sekundärem Dentin

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 2 Pkg.
Spritzen 4 x 1 g	282600	€ 89,95	€ 79,90	<b>€ 75,90</b>

**NEU**  
im Sortiment

**ab € 19<sup>99</sup>**



**ORBIS**

### ORBI-BulkFill

Das ORBI-BulkFill Composite ist ein lichthärtendes, fließfähiges, hoch radiopakes (210% Al) Seitenzahn-Composite für die direkte Füllungstherapie und die Verarbeitung in der BulkFill -Technik.

- Einfache Anwendung, dank seiner leichtfließenden Eigenschaft
- Mehr Effizienz und Zeitersparnis: Schichtstärke bis zu 4 mm
- Keine abschließende Okklusionsschicht notwendig für Kavitäten Klasse I
- Schnell, einfach, sicher
- Universeller Dentinfarbtone
- 100% frei von Bis-GMA = 100% biokompatibel

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 5 Pkg.
Kapseln 20 x 0,25 g	278273	€ 57,95	€ 49,90	<b>€ 46,90</b>
Spritze 2 g	278272	€ 24,95	€ 22,90	<b>€ 19,99</b>

# ORBIS

## ORBIS GREEN Mundspülbecher

Plastikfreie Mundspülbecher aus Hartpapier

- Ohne PE-Beschichtung – komplett plastikfrei
- Biokunststoffbeschichtung aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Biologisch abbaubar

ab € 30<sup>90</sup>



Ohne PE-Beschichtung!



Packung	Art.-Nr.	Preis	Ab 10 Stück
500 Stück á 180 ml	277249	€ 37,95	€ 30,90



# ORBIS

## ORBIS GREEN Zahnbürste Bambus

Nachhaltige Zahnbürste mit Bambusgriff

- Ergonomisch geformte Griffe
- Einzeln, gebrauchsfertig in recyceltem Karton verpackt
- In 4 Farben sortiert
- Mittelweiche, abgerundete Borste

ab € 19<sup>90</sup>



Packung	Art.-Nr.	Preis	Ab 10 Pkg.
20 Stück	277635	€ 23,95	€ 19,90

# ORBIS

## ORBIS GREEN Flosser Maisstärke

Zahnreinigungssticks mit 2in1-Funktion:  
Zahnseide und Zahnstocher

- Griff aus 40 % Maisstärke und 60 % PP-Materialien
- Doppelte Zahnseidefäden für effektive Zahnreinigung
- Ergonomische Form für eine leichte Handhabung
- Verpackt in umweltfreundlicher Papiertüte
- Mit frischem Minzgeschmack

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
50 Stück	277636	€ 2,30	€ 1,99

ab € 1<sup>99</sup>



ab € 17<sup>90</sup>

**ORBIS** >>>

### ORBI-Sept Absauganlagen-Desinfektion

Hochwirksames Konzentrat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von dentalen Absauganlagen. Es ist aldehydfrei und schäumt nicht. Dank der hohen Reinigungskraft werden auch hartnäckigere Ablagerungen entfernt. Breites Wirkungsspektrum, hohe Materialverträglichkeit, auch in Anlagen mit Amalgamabscheidern einsetzbar. Die regelmäßige Anwendung hilft, unangenehme Gerüche zu vermeiden.

- Sirona-Freigabe
- Planmeca-Freigabe

Wirkungsspektrum:

Bakterizid nach VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561. Levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. „Begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach (RKI)/DVV.

In 100 g sind enthalten:

7,5 g Dimethyldioctylammoniumchlorid  
0,6 g Benzyltrimethylammoniumchlorid

Stück	Art.-Nr.	Preis	ab 4 Stück	ab 8 Stück
Flasche 2,5 l	260252	€ 21,95	€ 20,95	€ 17,90



ab € 23<sup>90</sup>

**ORBIS** >>>

### ORBI-Sept Instrumentendesinfektion

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionslösung zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauchbadverfahren. Auch geeignet zur Anwendung im Ultraschall.

Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

- VAH-/DGHM-gelistet

Enthält Didecylmethylammoniumchlorid, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin.

VO 648/2004/EG: Enthält 5-15% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside, <5% EDTA-Salze, Duftstoffe.

Stück	Art.-Nr.	Preis	ab 4 Stück	ab 8 Stück
Flasche 2,5 l	262557	€ 28,45	€ 26,45	€ 23,90



ab € 12<sup>55</sup>

**ORBIS** >>>

### ORBI-Sept Bohrerbad

Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von zahnärztlichen Bohrern und rotierenden Instrumenten. Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad.

- VAH-/DGHM-gelistet

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 14561, VAH, levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH, tuberkulozid (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563 begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI.

In 100 g sind enthalten:

0,396 g Didecylmethylammoniumchlorid  
0,2475 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin

Stück	Art.-Nr.	Preis	ab 4 Stück	ab 8 Stück
Flasche 2,5 l	263561	€ 16,55	€ 13,55	€ 12,55



ab € 14<sup>90</sup>

**ORBIS** >>>

### ORBI-Sept Flächendesinfektion Sensitiv NE

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich. Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Duftnote: neutral
- Ohne Ethanol (NE)

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), VAH, EN 16615, levurozid (Candida albicans) VAH, Mycobakterizid (M. terrae und M. avium) „begrenzt viruzid“ (behüllten Viren wie z.B. HIV, HBV, HCV, Coronaviren) sowie „begrenzt viruzid PLUS“ (unbehüllte Noro-Viren, Adeno-Viren und Rota-Viren), wirksam gegenüber Polyoma SV40-Viren nach RKI/DVV.

In 100g sind enthalten: 20,0g 1-Propanol, 5,0g 2-Propanol

Stück	Art.-Nr.	Preis	ab 4 Stück	ab 8 Stück
Flasche 2,5 l	278933	€ 17,55	€ 16,45	€ 14,90





**PREMIUM  
INSTRUMENT**

**ab € 4<sup>99</sup>**

**ORBIS** >>>

**ORBI-Steel Pinzette**

Premium Instrument für den täglichen Gebrauch.

- Hochwertiger, elektropoliertes, medizinischer Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

Stück	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 12 Stück
Typ College, lange Spitze	258236	€ 6,50	€ 5,90	€ 4,99
Typ College, kurze Spitze	258235	€ 6,50	€ 5,90	€ 4,99

**NEU**  
im Sortiment

**PREMIUM  
INSTRUMENT**



**ab € 14<sup>90</sup>**

**ORBIS** >>>

**ORBI-Steel Raspatorium**

Chirurgisches Premium Schabinstrument.

Eignet sich zum Zurückklappen und Abhalten des Periosts.

- Hochwertiger, elektropoliertes, medizinischer Edelstahl

Stück	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 5 Stück
Länge 16 cm	278793	€ 17,95	€ 16,50	€ 14,90



**NEU**  
im Sortiment

**ab € 8<sup>49</sup>**

**ORBIS** >>>

**Chirurgische Pinzette**

Zur Fixierung und Bewegung von Gewebe wie beispielsweise bei der Entfernung von Füllungen und Zahnteilen oder zum Einsetzen von Watterollen.

- Ineinandergreifende, scharfe Zähne
- Rostfreier Edelstahl

Stück	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 5 Stück
Länge 14,5 cm	278797	€ 9,95	€ 9,30	€ 8,49



**NEU**  
im Sortiment

**ab € 13<sup>90</sup>**

**ORBIS** >>>

**ORBI-Steel Scharfer Löffel**

Zur Entfernung von Gewebe, kleinen Wurzelresten oder Fremdkörpern sowie zur Säuberung von Zahnalveolen.

- Hochwertiger, elektropoliertes, medizinischer Edelstahl
- Mit scharf geschliffenem Löffelrand
- Doppelendig
- Mit 2 unterschiedlich großen Funktionsköpfen

Stück	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 5 Stück
Länge 17 cm				
Breite Löffel: 2,8 mm und 4,5 mm	278794	€ 15,95	€ 14,50	€ 13,90

**PREMIUM  
INSTRUMENT**

ab € 35<sup>05</sup>

**NEU**  
im Sortiment



**ORBIS** >>>

**ORBIS MTA Zement**

ORBIS MTA Zement ist ein endodontischer Reparatur-Zement, der für den Verschluss von Wurzelperforationen als Folge von Wurzelkanalbehandlungen, Pulpaüberkappungen, den orthograden Wurzelkanalverschluss im apikalen Bereich sowie den retrograden Wurzelkanalverschluss geeignet ist.

- Biokompatibler und bioaktiver permanenter Zement
- Hervorragende Randadaption durch Haftung an Dentin
- Sehr geringe Löslichkeit
- Bakteriostatisch
- Hohe Röntgenopazität
- Sehr einfaches Handling
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Echte biologische Versiegelung
- Ausgezeichnete Barriere gegen Bakterien und Flüssigkeiten
- Einfache klinische Dokumentation mit Röntgenaufnahmen
- Ausgezeichnete Randversiegelung

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Handmix, 1 g Pulver, 3 ml Flüssigkeit, Dosierlöffel	283916	€ 49,95	€ 38,96
Kapseln, 2 × 0,3 g	283917	€ 44,95	€ 35,05

ab € 15<sup>56</sup>

**NEU**  
im Sortiment



ab € 11<sup>66</sup>

**NEU**  
im Sortiment



**ORBIS** >>>

**ORBIS Kofferdam latexfrei**

Latexfreier, flexibler, langlebiger Kofferdamgummi mit hoher Reißfestigkeit für die Trockenlegung des Arbeitsfeldes. 20 Blatt verpackt in einer Vakuumpackung für längeres Beibehalten der elastischen, flexiblen Eigenschaften.

- Latexfrei
- Puderfrei
- Farbe: Hellblau
- Stärke: Mittel
- Größe 15 × 15 cm

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
20 Blatt	283942	€ 19,95	€ 15,56

**ORBIS** >>>

**ORBIS Kofferdam Latex**

Flexibler, langlebiger Kofferdamgummi aus Latex mit hoher Reißfestigkeit für die Trockenlegung des Arbeitsfeldes. 36 Blatt verpackt in einer Vakuumpackung für längeres Beibehalten der elastischen, flexiblen Eigenschaften.

- Latex
- Leicht gepudert
- Farbe: Dunkelgrün
- Stärke: Mittel (0,18-0,23 mm)
- Größe 15 × 15 cm

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
36 Blatt	283943	€ 14,95	€ 11,66

**NEU**  
im Sortiment



**ab € 19<sup>99</sup>**



## ORBIS )))

### Fluoride Varnish

ORBIS Fluoride Varnish ist ein fluoridhaltiger Zahndesensibilisierungslack für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen. Er haftet an feuchten Oberflächen und toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel. ORBIS Fluoride Varnish ist eine ethanolische Suspension aus Kolophonium mit künstlichem Aroma und der süßenden Wirkung von Xylitol. 1 ml ORBIS Fluoride Varnish beinhaltet 50 mg Natriumfluorid, was 22,6 mg Fluorid entspricht.

- Minz-Geschmack
- Farbe: Weißlich

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 3 Pkg.
Tube 1 × 10 ml	282602	€ 24,95	€ 21,95	<b>€ 19,99</b>

**NEU**  
im Sortiment



Hervorragende  
Reinigungsleistung –  
sub- und  
supragingival

**ab € 15<sup>95</sup>**

## ORBIS )))

### ORBI-Prophy Powder Plus

Das ORBI-Prophy Powder PLUS kann im sub- und supragingivalen Bereich eingesetzt werden. Geringe Abrasivität, ausgezeichnete Reinigungsleistung und Reinigungsgeschwindigkeit. Hervorragender Smooth-Effekt. Auch für Diabetiker geeignet.

- Basis Tagatose
- Supra- und subgingivale Anwendung
- Hervorragende Reinigungs- und Politurwirkung
- Geringe Abrasivität
- Korngröße 15 µm
- Neutraler Geschmack

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 5 Pkg.
Flasche 12 g	278006	€ 19,45	€ 17,95	<b>€ 15,95</b>

Wirksam  
gegen bovine  
Coronaviren



**ab € 19<sup>85</sup>**

## ORBIS )))

### ORBI-Fresh

Die Mundspüllösung dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. Sie erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Reinigungswirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten.

- 0,1 % Benzalkoniumchlorid
- 0,05 % Natriumfluorid
- Alkoholfrei

Die Reduktion von bovinen Corona-Viren konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden. Die Anwendung der Mundspüllösung dient daher der Inaktivierung möglicher Corona-Viren im Mund- und Rachenraum des Patienten.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Praxisflasche, 5000 ml	239120	€ 25,45	<b>€ 19,85</b>

**ab € 7<sup>53</sup>**



## ORBIS )))

### ORBI-Prophy Paste

Polierpasten für die professionelle Zahnreinigung.

- Enthält 0,2 % Natriumfluorid
- Geschmacksrichtung: Minze

Zu verwenden mit ORBIS Zahnreinigungs- und Polierbürsten (REF 193089, REF 193090 und REF 243106 sowie ORBI-Prophylaxe Polierer REF 245661 und REF 245662).

Packung, Tube 95 g	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
gelb RDA 40	245481	€ 9,65	<b>€ 7,53</b>
rosa RDA 120	245483	€ 9,65	<b>€ 7,53</b>
grün RDA 170	245484	€ 9,65	<b>€ 7,53</b>
blau RDA 250	245485	€ 9,65	<b>€ 7,53</b>

# Plandent ist in Österreich exklusiver Handelspartner von C-Tech

**C-TECH**  
CENTURY IMPLANT TECHNOLOGIES

Einzigartige  
Kaltschweißverbindung  
zwischen Implantat  
und Abutment!

## C-TECH ESTHETIC LINE Implantate

Bei den ESTHETIC LINE Implantaten handelt es sich um konische Implantate, welche mit einer breiten Gewindekonstruktion ausgestattet sind und somit vor allem im weichen Knochen eine hervorragende Primärstabilität anbieten.

Die Schraubkonusverbindung des EL Implantats liefert ein zusätzliches Maß an Sicherheit gegen Schraubenlockerungen, Mikrobewegungen und andere Probleme, welche aufgrund eines Mikrospalts entstehen können.

Das Platform Switching Concave Esthetic Concept des EL Zahnimplantatsystems bietet die weltweit größte Auswahl an Optionen als auch zahlreiche Möglichkeiten zur Gewebeausformung an. Trotz der großen Freiheit im prothetischen Bereich, bleibt das System unkompliziert und einfach in der Handhabung, da die Verbindung für alle Implantatdurchmesser gleich bleibt.

Implantat	Art.-Nr.	Preis	Ab 100 Stück
Inklusive Deckschraube	*	€ 85,00	€ 69,90



**Aktion:** Bei Kauf von 100 Stück C-Tech Esthetic Line Implantaten erhalten Sie ein Surgical KIT, Art. Nr. 282893 im Wert von € 900,00 ohne Berechnung.

**GRATIS!**



Die Lieferung  
des Jeder Gerätes,  
Einschulung, Inbetrieb-  
nahme und Abrechnung  
erfolgt direkt durch  
den Hersteller.

**€ 6.500<sup>00</sup>**



## JEDER® System

Der kontrollierte, minimalinvasive Sinuslift mit dem JEDER® System

- Durch das JEDER® System erfolgt ein sicherer und kontrollierter Ersteintritt in die Kieferhöhle unter Wasserdruck und die sichere Anhebung der Schneiderschen Membran durch eine pulsierende Technik (hydrodynamisch).
- CE-zertifiziert für die Durchführung des internen Sinuslifts.
- Die Prämissen des Systems sind ein sicherer, kontrollierter, minimalinvasiver Ersteintritt in die Kieferhöhle und das volumendefinierte Anheben der Schneiderschen Membran.
- Der Druckabfall auf dem Display zeigt den sicheren Ersteintritt in den Sinus an. „Das JEDER® System ermöglicht eine optimale visuelle Kontrolle“.
- Um mehr als 9,2 mm möglicher Knochenaufbau im Oberkiefer (von  $4,6 \pm 1,4$  mm auf  $13,8 \pm 2,3$  mm) kann nach dem Sinuslift erreicht werden.

- Geringere postoperative Schmerzbelastung für den Patienten nach der Behandlung.
- Durchschnittliche Patientenzufriedenheit von 9,82 auf einer VAS Skala (Visual Analog scale) von 1 bis 10 (1 = nicht zufrieden bis 10 = sehr zufrieden).
- Schnellere Genesung des Patienten (1,5–3 Stunden Krankenstand Interner Sinuslift vs. 4–5 Tage Krankenstand Externer Sinuslift).

Gerät	Preis
JEDER® System	€ 6.500,00
JEDER® Schlauchset	€ 149,00







Zwei  
Instrumente für  
**alle**  
Zahnflächen

## Double Gracey in XP Technology®

Nur noch 2 Gracey Instrumente für alle Zahnflächen!

- In XP Technology® – Nie mehr schleifen
- Zwei Schneidekanten je Arbeitsende
- Zwei Instrumente für alle Zahnflächen
- Wirtschaftlich wie eine Universalkürette
- Erhältlich in Standard und Mini-Ausführung
- Anterior und Posterior

Die beiden Kits bestehen aus je 2 der abgebildeten Instrumenten.

Packung, Kit	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Double Gracey Kit AEDGAXPX und AEDGPXPX	230155	€ 191,70	€ 153,36
Double Gracey Mini Kit AEDGMAXPX und AEDGMPXPX	228893	€ 191,70	€ 153,36



**ab € 153<sup>36</sup>**



GC Aktionen gültig bis 31. August 2021

**ab € 40<sup>75</sup>**

5+1



## G-aenial A'CHORD

### Lichthärtendes Universal-Composite-Füllungsmaterial

Mit G-aenial A'CHORD kann in jeder klinischen Situation in perfekter Harmonie gearbeitet werden. Dieses Material wurde entwickelt, um 90 % aller direkten Restaurationen mit 5 CORE-Farbtönen abzudecken. Mit einer einzigartigen Kombination von Technologien bleibt Ihre Restauration im Laufe der Zeit schön, glänzend und immerwährend intakt.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	5+1*
Spritze 4 g	*	€ 54,90	€ 48,90	€ 40,75
Unitips 15 x 0,25 g	*	€ 58,90	€ 51,90	€ 43,25

**+** Aktion: Bei Abnahme von 5 Packungen G-aenial A'CHORD derselben Packungseinheit erhalten Sie 1 weitere gleichwertige Packung\*\* ohne Berechnung!

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\* Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

**ab € 86<sup>00</sup>**

2+1



## G2-BOND Universal

### Multiindikatives Universal 2-Flaschen-System

#### Multiindikatives Universal 2-Flaschen-System

Es kombiniert, was Kliniker von bestehenden Self-Etch (SE)- und Etch-and-Rinse (ER)-Goldstandards erwarten und sogar noch mehr!

Mit seiner patentierten Dual H-Technologie bietet G2-Bond Universal eine fortschrittliche Optimierung des Bondings sowohl am Zahn als auch am Composite und ist wegweisend für einen neuen Standard in der adhäsiven Zahnheilkunde.

Packung	Art.-Nr.	Preis	2+1*
1 Set, Bottle Kit	284130	€ 142,00	€ 86,00

**+** Aktion: Beim Kauf von 2 Packungen G2-BOND Universal erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung!

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\* Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 111<sup>92</sup>



### Fuji IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares Glasionomer-Restaurationsmaterial

Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP Fast macht ihn zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II, als Basis oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	4+1*
50 Kapseln	*	€ 174,10	€ 139,90	€ 111,92

**+** Aktion: Bei Abnahme von 4 Packungen Fuji IX GP FAST erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung.

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 110<sup>32</sup>



### Equia Forte HT

Generationsübergreifende Restaurationen

Aufbauend auf dem Erfolg von EQUIA Forte ist das neue EQUIA Forte HT ein dauerhaftes Bulk-Fill-Restaurationsystem mit verbesserten mechanischen Eigenschaften, überragendem Handling und verbesserter Transluzenz. Die einzigartige Glas-Hybrid-Technologie mit intelligenter Füllstoffgrößenverteilung und dem synergetischen Coating macht EQUIA Forte HT zu einer vielseitigen und langlebigen Restaurationenlösung, ideal für Patienten jeden Alters, einschließlich pädiatrischen, geriatrischen und Hochkariesrisiko-Patienten.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	4+1*
50 Kapseln	*	€ 165,95	€ 137,90	€ 110,32

**+** Aktion: Bei Abnahme von 4 Packungen Equia Forte HT erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung.

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 111<sup>92</sup>



### Fuji II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Glasionomer-Restaurationsmaterial

Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	4+1*
50 Kapseln	*	€ 174,10	€ 139,90	€ 111,92

**+** Aktion: Bei Abnahme von 4 Packungen Fuji II LC erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung.

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

5+1



### Epitex Finierstreifen

Kunststoff-Finierstreifen im praktischen Spender zum Finieren im Interdentalraum bei Kompositen und Glasionomerzementen. Epitex ist extrem dünn, flexibel und besonders reißfest; die Schleifpartikel sind mit dem Trägermaterial verschweiß. Das Einfädeln ist ohne Hilfsmittel möglich.

Packung, Rolle 10m	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	5+1*
Grün, mittel	69592	€ 35,42	€ 29,90	€ 24,90
Grau, fein	69593	€ 35,42	€ 29,90	€ 24,90
Rosa, extra-fein	69594	€ 35,42	€ 29,90	€ 24,90
Blau, grob	69597	€ 35,42	€ 29,90	€ 24,90
Transparent	69596	€ 35,42	€ 29,90	€ 24,90

**+** Aktion: Bei Abnahme von 5 Packungen Epitex Finierstreifen erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung.

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller



## Venus Diamond ONE/Venus Pearl ONE

Ihre Einfarblösung für alle alltäglichen Fälle.

Immer der richtige Farbton:

Mit den unglaublichen Farbanpassungseigenschaften von ONE wird die Restauration nahezu unsichtbar, indem sie sich optimal an die umgebenden Zähne anpasst.

Effiziente Bearbeitung:

Sehr hohe Standfestigkeit, exzellent modellierbar in einer angenehmen Konsistenz.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Konsistenz:

- die feste Konsistenz von Venus Diamond oder
- die cremige Konsistenz von Venus Pearl.

	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
<b>Venus Diamond ONE Kit – Syringe</b>			
2 × 4 Syringes Venus Diamond ONE SHADE			
1 × 4 ml Bottle iBond Universal	281916	€ 224,00	€ 129,00
<b>Venus Diamond ONE Kit – PLT</b>			
30 × 0,25 g PLT Venus Diamond ONE SHADE	281915	€ 215,00	€ 129,00
1 × 4 ml Bottle iBond Universal			
<b>Venus Pearl ONE Kit – Syringe</b>			
2 × 4 Syringes Venus Pearl ONE SHADE			
1 × 4 ml Bottle iBond Universal	281914	€ 189,00	€ 99,00
<b>Venus Pearl ONE Kit – PLT</b>			
30 × 0,2 g PLT Venus Pearl ONE SHADE	281913	€ 189,00	€ 99,00
1 × 4 ml Bottle iBond Universal			



Venus Diamond ONE Pkg.	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	3+1*
Spritze	281920	€ 69,30	€ 59,90	€ 44,93
PLT	281918	€ 86,60	€ 75,90	€ 56,93



Venus Pearl ONE Pkg.	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	3+1*
Spritze	121919	€ 52,00	€ 44,90	€ 33,68
PLT	281917	€ 59,30	€ 59,90	€ 44,93

**+** Aktion: Bei Abnahme von 3 Packungen Venus Diamond ONE einer Sorte (PLT oder Spritze) erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung!

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

**+** Aktion: Bei Abnahme von 3 Packungen Venus Pearl ONE einer Sorte (PLT oder Spritze) erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung!

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

## iBOND® Universal

iBOND® Universal – Klebt. Einfach. Alles.

iBOND Universal ist das universelle, lichthärtende Adhäsiv für alle Bonding-Techniken und Indikationen. Es ist unser Allrounder für zuverlässige Haftfestigkeit und kompatibel mit licht-, dual- und selbsthärtenden dentalen Materialien.

ab € 75<sup>50</sup>



Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 4 ml	244711	€ 85,50	€ 75,50
3 × 4 ml	244712	€ 216,00	€ 179,90

ab € 24<sup>95</sup>



**Kerr**

## SimpliShade

Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit nur drei Farbtönen.

SimpliShade basiert auf der Adaptive Response Technology und deckt alle klassischen 16 VITA®-Farben mit nur 3 Farbtönen ab. Vereinfachen Sie Ihr Bestandsmanagement und sparen Sie Zeit bei der Farbauswahl, während Sie sich auf hervorragende Handhabungseigenschaften des Materials und ästhetische Restaurationen verlassen können.

Packung	Art.-Nr.	Preis	1+1*
Spritze 4 g	*	€ 49,95	€ 24,95

**+** Aktion: Bei Abnahme von 1 Packung SimpliShade Spritze 4 g erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung!

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\* Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 26<sup>63</sup>



Packung	Art.-Nr.	Preis	2+1*
Unidose 20 × 0,2 g	*	€ 59,95	€ 39,93
Unidose 10 × 0,2 g	*	€ 39,95	€ 26,63

**+** Aktion: Bei Abnahme von 2 Packungen SimpliShade Unidose erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung!

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\* Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

**Kerr**

## Maxcem Elite Chroma

Intelligenter, selbstständer/selbstadhäsiver Befestigungszement mit Versäuerungs-Farbindikator.

- Versäuerungs-Farbindikator: Die Farbe verblasst im Gel-Status
- Dualhärtend
- Hohe Haftfestigkeit
- Strahlenundurchlässig
- One-peel Versäuerung
- Einfache Lagerung
- Kompatibilität

Packung	Art.-Nr.	Preis	2+1*
2 × 5 g Spritzen	*	€ 133,42	€ 88,94

**+** Aktion: Bei Abnahme von 2 Packungen Maxcem Elite Chroma erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung!

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\* Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 88<sup>94</sup>



**Kerr**

## CaviWipes

Desinfektionstücher für Oberflächen von medizinischen und zahnmedizinischen Geräten

CaviWipes™ eignen sich für die Anwendung auf nicht-porösen Oberflächen von medizinischen Geräten, die schnell und umfassend desinfiziert werden müssen. Die durchdachte Formel mit niedrigprozentigem Alkohol (17 %) gewährleistet die fungizide, bakterizide, viruzide und tuberkulozide Desinfektion in nur 3 Minuten.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
20 × 45 Stück	220965	€ 109,60	€ 82,20

ab € 82<sup>94</sup>



## COLTENE Brilliant EverGlow

Universalkomposit mit langanhaltender Glanzbeständigkeit.

- Sehr schnell auf Hochglanz polierbar
- Hervorragende Glanzbeständigkeit
- Einfache Farbwahl mit sieben Universal- und zwei Schmelzfarben
- Geschmeidige Konsistenz für einfaches Handling
- Das abrasionsbeständige Komposit eignet sich für Front- und Seitenzahn-Restaurationen

Packung	Art.-Nr.	Preis	5+1*
Spritze 3 g	*	€ 50,08	€ 41,73
Tips 20 × 0,2 g	*	€ 73,40	€ 61,19
Trial Kit Tips: 8 × A2/B2, 8 × A3/D3, 8 × A3.5/B3, 8 × Translucent, 1 × Shade Guide	245025	€ 119,80	€ 99,90

**+** **Aktion:** Bei Abnahme von 5 Packungen Brilliant EverGlow einer Sorte (Spritze oder Tips) erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung.

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 41<sup>73</sup>



ab € 61<sup>19</sup>

€ 999<sup>90</sup>



5+1



ab € 99<sup>90</sup>

## COLTENE Brilliant Componeer Tips

Vorgefertigte Komposit-Veneers für die ästhetische Frontzahnrestauration.

- Minimalinvasive Präparation auf Kompositbasis
- Langanhaltender Glanz und hervorragende Polierbarkeit
- Die Veneers können einfach individualisiert werden
- Kleinere Korrekturen sind jederzeit möglich

**Indikationen:**

- Restauration und Verblendung kariöser Defekte
- Verblendung alter Restaurationen
- Rekonstruktion verlorener Zahnschubstanz
- Restauration von Zahnfrakturen
- Schneidekantenverlängerung
- Kosmetische Korrektur aufgrund von Zahnverfärbungen oder Falschfarbigkeit
- Korrektur von Zahnfehlstellungen
- Diastema-Schluss

**Intro Kit Tips**

28 × Veneers Oberkiefer, 25 × COMPONEER Brushes, 2 × COMPONEER Contour Guide Unterkiefer, 3 × COMPONEER Contour Guide Oberkiefer, 1 × Placer, 2,5 ml Etchant Gel S, 1 × Modellierinstrument MBC, 2 × Placer Adapter, 10 × Placer Stamp, je 1 × Silikon Polierer 2303RA/2311RA/2403RA/2411RA, je 8 × 0,2 g BRILLIANT EverGlow A1/B1, A2/B2, Translucent, Bleach Translucent, 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL, 20 Stk. Applikationsnadeln, 1 × BRILLIANT COMPONEER Shade Guide

Art.-Nr. Preis Sonderpreis

273647 € 1.155,88 € 999,90



## Cention Forte

### Die neue Amalgam Alternative

Cention Forte ist ein selbsthärtendes, röntgenopakes Füllungsmaterial für die direkte Füllungstherapie im Front- und Seitenzahnbereich mit optionaler Lichthärtung.

Cention Forte gehört zur Materialgruppe der Alkasite. Aufgrund seines reduzierten Applikationsprotokolls, der hohen Biegefestigkeit und der zahnfarbenen Ästhetik gilt Cention Forte als die bessere Amalgamalternative als Glasionomere. Der enthaltene alkalische Füller setzt bioaktive Calcium-, Fluorid- und Hydroxidionen frei. Dies beugt der Demineralisation vor und unterstützt die Remineralisation. Die Ionenfreisetzung bei saurem pH-Wert ist wesentlich größer als bei neutralem pH-Wert. Dadurch wird ein Säureangriff schneller neutralisiert.

#### Indikationen:

- Fehlende Zahnhartsubstanz im Front- (Klasse V) und Seitenzahnbereich (Klasse I und II)

#### Kontraindikationen:

- Bei erwiesener Allergie gegen Inhaltsstoffe von Cention Forte oder Cention Primer

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
A2 Kit	301806	€ 145,00	€ 129,90
A2 Starter Kit	301807	€ 77,80	€ 65,90
Refill A2 50 × 0,3 g	301808	€ 116,00	€ 99,90
Refill A2 100 × 0,3 g	301809	€ 200,00	€ 169,90



ab € 65<sup>90</sup>



ab € 55<sup>90</sup>



## Cention Primer

Cention Primer ist ein Zwei-Komponenten-Primer, der speziell für Cention Forte entwickelt wurde. Der selbstätzende und selbsthärtende Primer bildet somit eine ideale Basis für das Anwenden von Cention Forte.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche 1 × 6 g	301810	€ 65,60	€ 55,90



# VOCO

## Retraction Paste

### Der Faden aus der Kompule

Adstringierende Paste zur effektiven temporären Eröffnung und Trockenlegung des Sulkus

#### VOCO Retraction Paste – Retraktion weitergedacht

Die temporäre Aufweitung und Trockenlegung des Sulkus, inklusive Blutstillung sind Kernaufgaben einer jeden Retraktionspaste. So werden die idealen Voraussetzungen für eine erfolgreiche klassische oder auch digitale Präzisionsabformung geschaffen.

- Dünne Kanüle mit biegsamer Spitze – leichte und gezielte Applikation in den Sulkus
- Viscosity Change – Pastenconsistenz variiert bei Applikation und Sulkusaufweitung
- Gute Sichtbarkeit – kontrastreich zur Gingiva
- Eine saubere Sache – schnell und leicht abzusprühen

Leicht  
in den Sulkus  
applizierbar!

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Caps 25 × 0,3 g	300987	€ 62,50	€ 55,00
Caps 100 × 0,3 g	30988	€ 187,50	€ 159,90



ab € 55<sup>00</sup>

NEU!



ab € 22<sup>90</sup>

NEU!  
Pina Colada



# VOCO

## Profluorid® Varnish

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5 % NaF)

- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF ± 22.600 ppm Fluorid)
- Einfaches Auftragen – feuchtigkeitstolerant
- In sieben angenehmen Geschmacksrichtungen erhältlich
- Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig
- Ästhetischer, zahnfarbener Lack

Geschmacksrichtungen: Melone, Karamell, Kirsche, Minze, Bubble Gum, Cola Lime, Pina Colada

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis	ab 3 Pkg.
SingleDose 50 × 0,40 ml	*	€ 107,20	€ 94,50	€ 89,90
SingleDose 200 × 0,40 ml	*	€ 316,00	€ 289,90	€ 279,90
Tube 10 ml	*	€ 27,40	€ 23,90	€ 22,90

# VOCO

## Futurabond® U

### Dualhärtendes Universal-Adhäsiv

- Ein Bond für alle Fälle – Sie benötigen kein weiteres Adhäsiv
- Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch – Sie als Anwender haben die freie Wahl
- Herausragende Anwendungsvielfalt
- Feuchtigkeitstolerant

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
SingleDose 20 Stk.	232062	€ 50,30	€ 42,90
SingleDose 50 Stk.	232060	€ 100,50	€ 86,50
SingleDose 200 Stk.	232061	€ 351,30	€ 314,90

ab € 42<sup>90</sup>




# Wie gewohnt für Sie da!

## Zuverlässiger und schneller Support

Ihre Plandent Bestell-Hotline

0800 / 80 80 32



### So erreichen Sie uns:

#### Graz

Hauptstr.131, 8141 Premstätten  
Telefon: +43 (0) 316 / 225883  
Fax: +43 (0) 316 / 225884-15  
E-Mail: team.graz@plandent.at

#### Wals

Pannzaunweg 1b, 5071 Wals  
Telefon: +43 (0) 662 / 857700  
Fax: +43 (0) 662 / 857700-4  
E-Mail: team.salzburg@plandent.at

#### Wien

Scheringgasse 2, 1140 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 / 6620272  
Fax: +43 (0) 1 / 6620272-20  
E-Mail: team.wien@plandent.at

**Bestell-Hotline: 0800 / 808032, Bestellfax: 0800 / 808036, Technik-Hotline: 0800 / 070550**

**[www.plandent.at](http://www.plandent.at)**