

# Planmeca ProScanner® 2.0

Benutzerfreundlicher und zuverlässiger  
Speicherfolienscanner



DEUTSCH

**PLANMECA**

# Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Unser neuer **Planmeca ProScanner® 2.0**-Speicherfolienscanner ist eine hochwertige Alternative für eine schnelle und zuverlässige intraorale Bildgebung. Mit intelligenten Designdetails und hervorragender Langlebigkeit unterstützt der Scanner den Praxisalltag in einer Zahnarztpraxis – und bietet eine unschlagbare Zuverlässigkeit.



## Zuverlässig und betriebssicher

Planmeca ProScanner® 2.0 wurde zu einem nahtlosen Bestandteil des Arbeitsablaufs Ihrer Praxis/Klinik entwickelt. Es handelt sich um einen wirklich leistungsstarken Speicherfolienscanner, der wartungsfrei und extrem langlebig ist. Der kompakte Scanner passt in jeden Raum und hilft allen Praxen/Kliniken, Ausfallzeiten zu vermeiden und maximale Effizienz zu gewährleisten.

## Intelligente Speicherfolien

Planmeca ProScanner 2.0 nutzt RFID-Technologie für schnelles Scannen und Identifikation. Die hochwertigen Folien des Scanners sind mehrfach verwendbar und können durch die eingebaute Löschroutine sofort für weitere Bildgebung vorbereitet werden. Die flexiblen und biegsamen Speicherfolien sind sehr komfortabel für den Patienten und in den häufigsten Größen – 0, 1 und 2 – erhältlich.

## Benutzerfreundlich

Mit einem schnellen Scanprozess beschleunigt Planmeca ProScanner 2.0 Ihre intraorale Bildgebung erheblich. Legen Sie einfach die Speicherfolie ein, scannen Sie sie und diagnostizieren Sie das aufgenommene Bild. Falls die falsche Seite der Folie versehentlich belichtet wurde, kann dies mühelos am aufgenommenen Bild erkannt werden.

## Integration mit Planmeca Romexis®

Jede Speicherfolie ist mit einer digitalen Seriennummer ausgestattet, sodass Sie die Bilder in **Planmeca Romexis®**-Software zur Qualitätskontrolle klassifizieren, betrachten und vergleichen sowie die Aufnahmen mithilfe der Seriennummer der einzelnen Speicherfolien zählen können.



Größe der Speicherfolien	0, 1, 2
Pixelgröße	30 µm
Echte Auflösung	12 lp/mm
Theoretische Auflösung	16,7 lp/mm
Bits pro Pixel / Graustufe	16 bit / 65538
Gewicht	4 kg
Abmessungen (H x B x T)	231 x 167 x 216 mm
Schnittstellen	Netzwerk
Löschroutine	Eingebaut



## Hauptvorteile von Planmeca ProScanner® 2.0

- Wartungsfreier Speicherfolienscanner für aktiven Gebrauch
- Flexible und strapazierfähige Speicherfolien für dauerhaften Komfort
- Beschleunigter Workflow durch einen optimierten Bildgebungsprozess



Planmeca Oy entwickelt und fertigt das gesamte Spektrum von führenden Dentalprodukten, einschließlich 3D- und 2D-Bildgebungssystemen, CAD/CAM-Lösungen, Behandlungseinheiten und Software. Planmeca Oy, die Muttergesellschaft der finnischen Planmeca Group, engagiert sich stark in Innovationen für eine bessere Behandlung und ist der größte Dentalhersteller in privater Hand.

Folgen Sie uns in den Sozialen Medien



# PLANMECA

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.de

Abbildungen können von der Standard-Ausstattung abweichen. Mögliche Konfigurationen und Ausstattungen können länderspezifisch sein. Einige aufgeführte Produkte und Ausführungen sind nicht in allen Ländern verfügbar. Abbildungen und Daten gelten als unverbindlich. Das Recht auf Änderungen behalten wir uns vor.

Planmeca, All in one, Anatomic Plus, Cobra, Comfy, DentoVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca CALM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanDesk, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProLD, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy und Ultra Relax sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Planmeca in verschiedenen Ländern..