

PlanDeal

GÜLTIG BIS: 30.06. 2026

PRAXIS & LABOR



Der neue
ORBIS-Katalog
ist da!

ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion

Hochwirksames Konzentrat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von dentalen Absauganlagen. Es ist aldehydfrei und schäumt nicht. Dank der hohen Reinigungskraft werden auch hartnäckigere Ablagerungen entfernt.

Breites Wirkungsspektrum, hohe Materialverträglichkeit, auch in Anlagen mit Amalgamabscheidern einsetzbar. Die Absauganlage sollte je nach Belastung ein- bis zweimal täglich desinfiziert werden. Empfohlene Anwendungskonzentration: 2 %. Die regelmäßige Anwendung hilft, unangenehme Gerüche zu vermeiden.

- Sirona-Freigabe
- Planmeca-Freigabe

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 2,5 l	260252	€ 30,85	€ 23,10



€ 23¹⁰

ORBI-Sept Absauganlagenreiniger

Der ORBI-Sept Absauganlagenreiniger ist ein schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inklusive deren Abflussleitungen. Perfekte Ergänzung zur ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Bei regelmäßiger Anwendung als 5%ige Lösung 1-2 mal wöchentlich für 30 Minuten einwirken lassen. Bei Problemfällen als 10%ige Lösung anwenden und 1-2 Stunden einwirken lassen.

- Besonders schonend gegenüber empfindlichen Oberflächen
- Auf Basis von Amidosulfonsäure (saurer Reiniger)
- Entfernt wirksam Ablagerungen in der Anlage

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 2,5 l	279734	€ 22,05	€ 16,50



€ 16⁵⁰

ORBI-Sept Abformdesinfektion

Zur Desinfektion aller dentaler Abformmaterialien.

Die betreffende Abformung in die gebrauchsfertige Desinfektionslösung einlegen und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entnehmen. Die Abformung muss vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Alginate und Hydrokolloide nur kurz eintauchen und abtrocknen lassen. Die Abformung danach mit Wasser abspülen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen.

- Innerhalb von 1 Min. wirksam
- Gute Reinigungsleistung, löst Schmutz, Blut und Speichel

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 2,5 l	262558	€ 25,15	€ 18,90



€ 18⁹⁰

ORBI-Sept IND Instrumentendesinfektion

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionslösung zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauchbadverfahren. Auch geeignet zur Anwendung im Ultraschall.

Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 2,5 l	262557	€ 33,95	€ 25,50



€ 25⁵⁰

Desinfektion

ORBI-Sept Wet Wipes Sensitive Flowpack

Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten: Geeignet zur prophylaktischen Wischdesinfektion von Medizinprodukten wie z.B. dentalen Behandlungseinheiten, Krankenbetten, Blutdruckmessgeräte, Venenschläuche etc. Zur Desinfektion die Oberfläche des Medizinproduktes mit dem getränkten Tuch abwischen.

Desinfektion von Oberflächen: Zur Desinfektion von kleinen Flächen diese mit dem getränkten Tuch abwischen.

- Hervorragende Materialverträglichkeit z.B. bei Tablets, Acrylglas oder empfindlichem Kunstleder
- Duftnote: neutral
- VAH-zertifiziert

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
20x30 cm, 80 Stk.	301761	€ 11,25	€ 8,40



€ 8⁴⁰

ORBI-Sept Flächendesinfektion Konzentrat

Aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen.

Zur Wischdesinfektion ein nach EN 16615 geprüftes Tuch mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach mit dem betreffenden Tuch wischen.

- Duftnote: Neutral
- Anwendung empfohlen auf größeren Flächen wie Fußböden, Schränken sowie Arbeitsflächen
- Auch für PVC- und Vinylboden geeignet

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 2,5 Liter	262556	€ 29,45	€ 22,10



€ 22¹⁰

ORBI-Touch Protect HD Plus Händedesinfektion (Biozid)

Die ORBI-Touch protect HD+ ist eine Gebrauchsfertige Händedesinfektion zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

- Mit rückfettender Wirkung
- Dermatologisch getestet
- Ohne Farbstoffe

Hinweise zur Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit 3ml der Lösung eingerieben und entsprechend den unten aufgeführten Einwirkzeiten feucht gehalten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 1,5 Minuten lang feucht gehalten.

Das Originalgebinde nach Verwendung immer fest verschließen.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Euroflasche, 1 Liter	278930	€ 11,25	€ 8,40

€ 8⁴⁰



ORBIS Speichelsauger mit abnehmbarer Kappe transp.

Flexible Speichelsauger aus transparentem Kunststoff, mit stabil in der Röhrenwand eingelassenem Metalldraht. Lässt sich leicht in die gewünschte Form bringen, ohne dabei abzuknicken. Die neu gestaltete Kappe ist sehr klein, mit stark abgerundeten Ecken. Die so herbeigeführte Zwangsbelüftung verhindert das Ansaugen an der Mundschleimhaut des Patienten.

- Kein Hervorstehen des Metalldrahtes
- Größe: Ø 6,5 mm, Länge: 125 mm
- Ohne Weichmacher (Phthalate)

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Packung 100 Stk.	144601	€ 3,75	€ 2,80

€ 2⁸⁰



ORBIS Occlusionsspray plus

Mikropulverisiertes Markierungsspray zum Erkennen von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Es ist zum gezielten Aufsprühen mit zwei speziellen Sprühdüsen ausgestattet: eine zum punktgenauen Sprühen – kombiniert mit dünnstem Sprühfilm. Eine zweite zum Besprühen größerer Flächen mit etwas dickerem Sprühfilm. Das Occlusionsspray ist durch seine lebensmittelechten Inhaltsstoffe völlig unschädlich und auch für den intraoralen Gebrauch einsetzbar. Haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff. Es flockt nicht aus und lässt sich leicht von versiegelten Gipsoberflächen abwaschen.

- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- FCKW-frei
- grün

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Dose 75ml	143263	€ 11,45	€ 8,60

€ 8⁶⁰



ORBIS FlowX

Lichthärtendes, leichtfließendes Microhybrid Composite für anteriore und begrenzt posteriore Restaurationen sowie für Versiegelung von Zähnen. Es basiert auf Methacrylat-Harzen und anorganischen Füllstoffen mit einer Partikelgröße von 0,05 bis 1 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 62% (Gewichtsprozent) und 47% Volumenprozent. Das Compositematerial erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049.

Das Compositematerial in 4 VITA-Farben ist geeignet für Restaurationen der Klassen III, IV und V, kleine Füllungen der Klassen I und II, Unterfüllung von Kavitäten und Versiegelungen.

Schichtbar bis zu 1 mm. In 20 bis 30 Sekunden ausgehärtet (bei Wellenlänge 400-500 nm und Lichtintensität von min. 1000 mW/cm²)

- Leichtfließend
- Ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt
- Einfache Anwendung durch verbesserte Konsistenz
- Exzellente Farbbeständigkeit und Abriebfestigkeit
- Röntgenopak
- Hochglanzpolierbar

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Spritze 2 x 2 g A3	275926	€ 27,25	€ 20,40

€ 20⁴⁰



TOP-Produkte

ORBIS Touch Basic protect Latex Einmalhandschuhe

Die ORBIS Touch Basic protect Handschuhe sind lebensmittelechte, polymerbeschichtete und puderfreie Hygiene- und Schutzhandschuhe aus hochwertigem Naturlatex.

Das wasserdichte Material zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit aus und bietet hervorragenden Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien.

Die Fingerspitzen des Handschuhs sind mikrogeraut, um Rutschfestigkeit und einen sicheren Umgang mit unterschiedlichen Oberflächen zu gewährleisten. Der puderfreie Handschuh lässt sich dank seines stabilen Rollrands sowie der flexiblen Passform problemlos an- und ausziehen. Zudem vereinfacht das beidhändige Design die schnelle und wechselnde Nutzung.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
100 Stk., Gr. S	319246	€ 6,15	€ 4,60

€ 4⁶⁰



ORBIS Nitrilhandschuhe Prestige white

Unsterile, puderfreie, latexfreie Untersuchungshandschuhe aus Nitril für den Einmalgebrauch.

- Sehr weich und flexibel
- Mit Rollrand
- Beidhändig verwendbar
- Texturierte Fingerspitzen für
- exzellenten Grip
- Tastsensibel
- Puderfrei
- Chloriert

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
100 Stk., Gr. S	305739	€ 4,45	€ 3,30

€ 3³⁰



ORBIS Universal-Ölspray

Spezialspray zur schonenden Pflege empfindlicher Hand- und Winkelstücke, Turbinen und Luftmotoren. Zur regelmäßigen Pflege der Instrumente diese vor jedem Sterilisationsdurchgang oder mindestens zweimal täglich ca. 2 Sekunden durchsprühen.

- Lange Haltbarkeit
- Öl ist geeignet für die Sterilisation im Autoklaven (134 °C)
- Werden ohne Adapter geliefert

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Dose, 500 ml	177942	€ 15,75	€ 11,80

€ 11⁸⁰



ORBIS Alginat Blue

Staubfreies, schnellabbindendes Präzisions-Alginat zur totalen und partiellen Abformung sowie zur Herstellung von Studien-, Arbeits-, KFO-, und Gegenbissmodellen.

- **Anmischzeit: 35 Sek.**
- **Verarbeitungszeit (ohne Mischzeit): 45 Sek.**
- **Mundverweildauer: 40 Sek.**
- **Gesamtabbindezeit: 2 Min.**
- * Pfefferminzgeschmack
- * Blei- und Cadmiumfrei
- * Sehr hohe Widerstandsfähigkeit bei Abdrucknahme
- * Hohe Reißfestigkeit
- * Ausgezeichnete Biokompatibilität
- * Kompatibel zu allen üblichen Modellgipsen
- * Bis zu 5 Tage dimensionsstabil

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Alginat, Typ schnellhärtend, Farbe blau, Beutel, 453 g	222111	€ 10,25	€ 7,70

€ 7⁷⁰



ORBIS Retraktionsfäden

Die ORBIS Retraktionsfäden sind aus 100 % Premiumbaumwolle gefertigt und in gestrickter, ungetränkter Form in farbcodierten Größen erhältlich. Das zahnmedizinische Hilfsmittel ermöglicht die Verdrängung der Gingiva vom Zahnhals, um bei Abformungen die Präparationsgrenze eines beschliffenen Zahns besser darzustellen. Ebenso wird durch den Faden die Flüssigkeit im Zahnfleischsulkus besser aufgesogen. Das spezielle Strickmuster ermöglicht eine sehr hohe Aufnahme von Tränkflüssigkeiten, die ausgezeichnete Kompression gibt die Flüssigkeit gezielt zur Einwirkung wieder ab. Sehr gutes elastisches Verhalten sorgt für gleichmäßigen Druck und perfekten Sitz. Die ORBIS Retraktionsfäden lassen sich leicht legen, fransen nicht aus und verwickeln sich nicht in rotierende Diamantschleifer.

- 30 % höhere Aufnahmekapazität
- High-Speed-Absorption mit Wow-Effekt
- Einfaches Handling
- Längenmaßkala an der Flasche
- Patientenzielgruppe: alle Altersklassen

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Dose, 330 cm ³ , Gr. 0 /violett	317707	€ 15,95	€ 11,20



€ 11²⁰

ORBIS HiFil One Universal Shade

ORBIS HiFil One Universal Composite ist ein lichthärtendes, hochglanzpolierbares Hybrid Composite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Glasfüllstoff für die adhäsive Füllungstherapie und indiziert für Restaurationen aller Kavitätenklassen.

- Biokompatibel und äußerst zahnfleischfreundlich
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- Hervorragende Konsistenz und physikalische Eigenschaften
- Hochglanzpolierbar durch spezielle Partikelstruktur und homogene Oberfläche
- Hohe Plaque-Resistenz durch geringe Oberflächenrauigkeit
- Sehr belastbar und abrasionsfest gleichzeitig antagonistenfremdlich für langlebige Restaurationen
- Gute Röntgensichtbarkeit

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Spritze, 1 x 4 g	315739	€ 41,15	€ 28,80



€ 28⁸⁰

ORBIS K-File steril


K-Feilen liefern einen ersten „haptischen“ Eindruck von Anatomie, Mineralisierungsgrad und Kurvatur. Sie helfen dabei, den Schwierigkeitsgrad der Behandlung zu ermitteln und die am besten geeigneten Instrumente für die Formung auszuwählen. Gleichzeitig werden die größten mechanischen Hindernisse entfernt.

Bei dieser ersten Untersuchung lässt sich, ggf. mithilfe eines elektronischen Apexlocators, mit der K-Feile die Arbeitslänge bestimmen.

- Industriell gereinigte und vorsterilisierte Instrumente
- Mehrfachnutzung
- Aus hochwertigem, nichtrostendem Stahl in Spitzenqualität
- Ergonomische Handhabung: gute Griffigkeit für eine mühelose Bearbeitung kalzifizierter und gekrümmter Kanäle
- ISO 015

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Blister 6 Stk., 25 mm	319078	€ 9,85	€ 6,90

€ 6⁹⁰



ORBIS Gelatine Schwämme resorbierbar

Resorbierbarer hämostatischer Gelatineschwamm. Dieses Produkt ist ein steriler, formbarer, wasserunlöslicher, resorbierbarer Gelatineschwamm, der zur Blutstillung bei zahnärztlichen Eingriffen entwickelt wurde. Er ist pyrogenfrei, biokompatibel und wird aus hochreinen Gelatinegranulaten in pharmazeutischer Qualität und gereinigtem Wasser hergestellt. Bei Verwendung in angemessenen Mengen wird er innerhalb von weniger als 4 Wochen vollständig resorbiert. Hergestellt aus hochreinen Gelatine-Granulaten in pharmazeutischer Qualität und gereinigtem Wasser.

- Unterstützt die Blutstillung bei Mund- und Zahnoperationen
- Kann je nach Operationssituation und Präferenz des Chirurgen trocken oder mit steriler Kochsalzlösung befeuchtet angewendet werden

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
24 Stk., 10 x 10 x 10 mm	324006	€ 14,35	€ 10,00



€ 10⁰⁰

ORBIS Alginate Chromatic

ORBIS Alginate Chromatic ermöglicht dank des farbigen Phasenindikators eine hochwertige Abformung und eine einfache Kontrolle während der Arbeitsphasen. Der Farbindikator hilft bei der Vorbereitung von Abdrücken, ohne dass man sich um Temperaturänderungen oder die spezifische Wasserhärte kümmern muss. Temperaturänderungen beeinflussen die Verarbeitungs- und Abbindezeit, woraufhin sich die Farbe des Indikators entsprechend verändert. Der Farbindikator garantiert eine perfekte Mischung und ein rechtzeitiges Einbringen in die Mundhöhle. Das Alginat wurde speziell für alle Anwendungen entwickelt, bei denen eine längere Verarbeitungszeit unerlässlich ist. Der Abdruck bleibt bei korrekter Lagerung bis zu 100 Stunden (oder 4 Tage) dimensionsstabil.

- Leicht zu mischen
- Extra schnell im Mund, minimale Mundverweildauer 30 Sekunden
- Hohe Genauigkeit: 20 µ
- Lange Dimensionsstabilität (100 Stunden)
- Kompatibel mit Alginat-Abformdesinfektionsmitteln

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Beutel, 450 g	323102	€ 9,25	€ 6,50



€ 6⁵⁰

ORBIS Schutzhüllen Speicherfolie

Exakt passende Schutzhüllen für rahmenlose Speicherfolien. Schützen Personal und Patienten vor Kreuzkontamination. Die Schutzhüllen sind speziell für diesen Einsatzzweck optimiert, schützen die Speicherfolien während digitaler intraoraler Zahnärztungsverfahren vor Licht, Staub, Schmutz oder physischen Beschädigungen und haben keinerlei negativen Einfluss auf die Bildqualität.

- Passend zu allen marktüblichen Speicherfolien
- Leichte Handhabung
- Einfaches Öffnen
- Selbstklebend

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Gr. 2, 3 x 4 cm, 300 Stk.,	322985	€ 47,35	€ 33,10



€ 33¹⁰

ORBIS Schutzhüllen Intraorale Kamera

Die transparenten Einweg-Kunststoffhüllen für intraorale Kameras bestehen aus OPP-Folie. Sie schützen Personal und Patienten vor Kreuzkontaminationen und schützen zudem die Kamera während der Aufnahme von Intraoralvideos vor Verschmutzung und Abnutzung.

Die Folie ist speziell für diesen Einsatzzweck optimiert und hat keinerlei negativen Einfluss auf die Bildqualität.

Die Produkte sind weich, bequem und geschmacksneutral und wurden auf Hautverträglichkeit getestet.

- Bewährter Schutz für intraorale Kameras
- Geeignet mit einer Vielzahl der gängigen intraoralen Kameras auf dem Markt
- Material wurde auf Hautverträglichkeit getestet
- Weiches und geruchloses Material

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
4,6 x 23,5 cm FSC-Faltschachtel, 250 Stk.,	324755	€ 67,95	€ 47,60



€ 47⁶⁰

ORBIS Vliesstoffkompressen steril

Die ORBIS Vliesstoffkomresse zur medizinischen Versorgung und Wundbehandlung bietet eine sehr gute Saugfähigkeit und eine weiche, glatte Oberfläche. Sie bleibt auch im feuchten Zustand fest und kann effektiv mit Alkohol, Seife oder Reinigungsmitteln verwendet werden.

- Weiß
- Fusselfrei
- Unsteril und steril
- 4-fach gefaltet
- Mischung aus Viskose und Polyester
- In verschiedenen Größen erhältlich

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
200 Stk., 5 x 5 cm	324581	€ 4,55	€ 3,20



€ 3²⁰

GrandioSO Unlimited

Das GrandioSO Unlimited ist ein Universal-Composite mit 4 mm Schichtstärke. Vereinfachtes Farbsystem durch Cluster-Shades.

ab € 67⁹⁰

Neben der universellen Anwendbarkeit und gewohnt einfachen Handhabung bietet GrandioSO Unlimited weitere attraktive Vorteile: Dank des vereinfachten Farbsystems lassen sich mit nur 5 Cluster-Shades alle 16 klassischen VITA-Farben abdecken. Durch eine optimierte Lichtstreuung wird ein gezielter und verstärkter Chamäleoneneffekt erreicht, der die perfekte Anpassung des Füllungsmaterials an die natürliche Zahnfarbe sicherstellt. So sind Zahnarztpraxen mit nur fünf Farben optimal für ihren Praxisalltag aufgestellt und können ihr Warenlager reduzieren. Die häufig verwendeten Cluster-Shades A1-A3.5 benötigen eine Polymerisationszeit von nur 10 Sekunden.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
GrandioSO Unlimited A1; 4,5 g	320839	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited A2; 4,5 g	320840	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited A3; 4,5 g	320841	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited A3,5; 4,5 g	320842	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited A4; 4,5 g	320843	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited opaque; 4,5 g	320844	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited bleach; 4,5 g	320845	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited A1; 15 × 0,3 g	320847	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited A2; 15 × 0,3 g	320848	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited A3; 15 × 0,3 g	320849	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited A3,5; 15 × 0,3 g	320850	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited A4; 15 × 0,3 g	320851	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited opaque; 15 × 0,3 g	320852	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited bleach; 15 × 0,3 g	320853	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSO Unlimited; 5 × 4,5 g	320838	€ 356,70	€ 271,90
GrandioSO Unlimited; 75 × 0,3 g	320846	€ 356,70	€ 271,90



ab € 88⁸⁰

Futurabond U

Dualhärtendes Universal-Adhäsiv

- Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch – der Anwender hat die freie Wahl
- Herausragende Anwendungsvielfalt
- Für direkte und indirekte Restaurationen
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden Composites auf Methacrylatbasis ohne zusätzlichen Aktivator für Dualhärtung
- Sichere Haftung zu diversen Materialien wie Metall, Zirkoniumdioxid und Aluminiumoxid sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer
- In einer Schicht aufzutragen – gesamte Verarbeitungszeit nur 35 Sekunden

- Hervorragende Haftwerte im Vergleich zu anderen Universal-, Self- und Total-Etch-Adhäsiven
- Feuchtigkeitstolerant
- Keine Kühlschranklagerung notwendig

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Futurabond U, 50 Stk.	232060	€ 118,80	€ 88,80
Futurabond U, 200 Stk.	232061	€ 415,20	€ 309,40



Langlebigkeit trifft auf Natürlichkeit

JETZT NEU: Auch für Gerüstverblendungen



GANZ NAH AM NATÜRLICHEN ZAHN: NANOKERAMISCHES HYBRID-MATERIAL

- **Vielseitig einsetzbar:** Vom permanenten Einzelzahn bis zur Gerüstverblendung
- **Exzellente Ästhetik:** Multicolor mit natürlichem Farbverlauf
- **Zahnähnlich:** Reduzierte Belastung von Implantaten und Antagonisten
- **Handling:** Hervorragende intraorale Polier- und Bearbeitbarkeit
- **One-Day-Dentistry:** Weder Sinter- noch Glanzbrand erforderlich

Grandio blocs / Grandio disc





ab € 35^{08*}



4+1

10+3



G-aenial® A'CHORD

Das hochentwickelte Universal-Komposit mit der Einfachheit des Unishade-Systems.

A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal
- A'CHORD revolutionäre Technologie
- Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität und

Verschleißfestigkeit

- Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit
- A'CHORD Ästhetik
- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Spritze 4 g/2,1 ml	281058	€ 65,50	€ 45,60
Unitips 15 x 0,3 g/0,16 ml	281076	€ 70,20	€ 48,80

+ Aktion: Bei Abnahme von 4 oder 10 Packungen G-aenial® A'CHORD derselben Packungseinheit erhalten Sie 1 oder 3 Packungen** ohne Berechnung. Farbmix möglich

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 23^{54*}



G-aenial® Universal Injectable

Hochstabiles Restaurationscomposit

G-aenial® Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationscomposit mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen.

Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-aenial Universal Injectable außerordentliche Festigkeit - fester als führende feste am Markt verfügbare Composite.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Spritze 1,7 g	264946	€ 43,90	€ 29,90

+ Aktion: Bei Abnahme von 4 oder 10 Packungen G-aenial® Universal Injectable derselben Packungseinheit erhalten Sie 1 oder 3 Packungen** ohne Berechnung. Farbmix möglich

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

3er
Flaschenpackung
+
1-Flaschen Packung
gratis!

€ 175^{10*}



G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für alle Bonding-Techniken und ideal für Reparaturen und als Desensitizer einsetzbar!

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperativen Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand



Packung	Art.-Nr.	Sonderaktion
3 x 5 ml	268057	€ 175,10

+ Aktion: Bei Abnahme von 1 Packung G-Premio BOND 3er Flaschenpackung erhalten Sie eine Flasche gratis!

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

Erfolgreiche Restaurations- und Befestigungssysteme von GC!



G-aenial™



G-aenial ACHORD



G-aenial Universal Injectable



G-Premio BOND



GRADIA® DIRECT



Essentia®



everX Posterior®
everXFlow®



G2-BOND Universal



EQUJA Forte™ HT



GC Fuji™ IX GP FAST



GC Fuji II LC

RESTORATIVE
SOLUTIONS



G-CEM ONE™



G-CEM LinkForce™



G-CEM Veneer



FujiCEM Evolve



FujiCEM™ 2-SL

LUTING
SOLUTIONS



ab € 36^{23*}



G-CEM ONE™

G-CEM ONE™ Universal

Universelles, selbstadhäsives Befestigungskomposit

G-CEM ONE ist ein universelles, selbstadhäsives Befestigungskomposit für alle Indikationen und Restaurationen. Je nach Präparation können Sie zwischen einer vereinfachten selbstadhäsiven Befestigung oder einer volladhäsiven Anwendung wählen.

G-CEM ONE kann optimal mit dem innovativen G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP) kombiniert werden, wenn eine hohe Haftfestigkeit erforderlich ist.

Ob Sie von der Touch-Cure-Funktion ohne Lichthärtung des G-CEM ONE AEP profitieren wollen oder die universelle Anwendung und Lichthärtung von G-Premio BOND bevorzugen, es gibt immer eine perfekt passende Lösung.

Packung	Art.-Nr.	Preis.	Sonderpreis*
A2 Twin Refill, 2 × 4,6 g	300929	€ 139,70	€ 96,80
Transluzent Twin Refill	300930	€ 139,70	€ 96,80
AO3 Single Refill, 1 × 4,6 g	300931	€ 73,20	€ 49,90
White Opaque Single Refill, 1 × 4,6 g	300932	€ 73,20	€ 49,90
A2 Value Refill, 8 × 4,6 g	300933	€ 443,740	€ 307,50
Transluzent Value Refill, 8 × 4,6 g	300934	€ 443,70	€ 307,50

+ **Aktion:** Bei Abnahme von **3 Nachfüllpackungen G-CEM ONE** erhalten Sie **1 weitere gleichwertige Packung** ohne Berechnung.** Farbmix möglich. Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 54⁸³



everX Flow™

Mit kurzen Glasfasern verstärktes fließfähiges Composite-Material für den Dentinersatz.

Dank der enthaltenen kurzen Glasfasern ist everX Flow™ außergewöhnlich bruchfest und verstärkt Restaurationen effizient. Die Glasfasern tragen dazu bei, Risse abzuleiten und verhängnisvolle Ausfälle zu vermeiden, und machen everX Flow damit zum optimalen Material für den Einsatz bei geschwächten oder Risse aufweisenden Zähnen, wie etwa nach der Amalgamentfernung.

- sehr thixotrope Viskosität
- in zwei einzigartigen Farben erhältlich

Packung	Art.-Nr.	Preis.	Sonderpreis
everX Flow bulk 1 × 2 ml	270230	€ 67,40	€ 47,10
everX Flow dentin 1 × 2 ml	270832	€ 67,40	€ 47,10

+ **Aktion:** Bei Abnahme von **4 oder 10 Packungen everX Flow™** derselben **Packungseinheit** erhalten Sie **1 oder 3 Packungen** ohne Berechnung.** Farbmix möglich.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 37⁴³



FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

FujiCEM Evolve ist eine vielseitige Befestigungslösung für Ihre tägliche Arbeit, die ein einfaches Protokoll mit den herausragenden Eigenschaften der Glasionomere von GC kombiniert. Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgenopazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.

Ideal für Metall- und Zirkonrestaurationen!

- Handmischvariante oder Automix
- Keine Vorbehandlung
- Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
- Hervorragende Randdichtigkeit
- Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
- Optimale Viskosität
- Geringe Filmstärke
- Optionale Lichthärtung
- Optimierter Haftverbund an Zirkonoxid

Packung	Art.-Nr.	Preis.	Sonderpreis*
Spritze 9,2 g	270134	€ 105,40	€ 73,10

+ **Aktion:** Bei Abnahme von **3 Single-Packungen FujiCEM Evolve** erhalten Sie **1 Single-Packung FujiCEM Evolve** ohne Berechnung.** Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

Kerr™

SimpliShade™ Bulk Fill/Bulk Fill Flow


Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit nur einer Farbe.

SimpliShade™ Bulk Fill ist ein intraorales, lichthärtendes, ästhetisches Nano Hybrid-Restaurationsmaterial auf Harzbasis, das für die Platzierung direkter Restaurationen konzipiert ist.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
BulkFill Spritze, 4 g	316602	€ 68,31	€ 51,23
BulkFill Unidose, 20 × 0,25 g	316603	€ 90,56	€ 67,92
BulkFill Flow Spritze, 4 g	316600	€ 68,31	€ 51,23
BulkFill Flow Unidose, 20 × 0,25 g	316601	€ 90,56	€ 67,92

ab € 51²³

-25 %



Kerr™

SimpliShade™ Universal

Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit nur drei Farbtönen.

SimpliShade™ basiert auf der Adaptive Response Technology und deckt alle klassischen 16 VITA®-Farben mit nur 3 Farbtönen ab. Vereinfachen Sie Ihr Bestandsmanagement und sparen Sie Zeit bei der Farbauswahl, während Sie sich auf hervorragende Handhabungseigenschaften des Materials und ästhetische Restaurationen verlassen können.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Spritze, 4 g	283861	€ 65,94	€ 49,46
Unidose, 20 × 0,25 g	283866	€ 79,14	€ 59,36
Unidose, 10 × 2,5 g	283868	€ 52,70	€ 39,53

-25 %

ab € 39⁵³



Kerr™

OptiBond™ Universal 360

Einkomponenten-Universaladhäsiv

Der revolutionärer Haftvermittler, der jedem Behandler das beste Ergebnis bietet, unabhängig davon, welche Materialien verwendet bzw. welche Technik angewendet werden. Das OptiBond Universal 360 kann dazu beitragen, Ihre Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen.

- Verbessertes Flaschendesign
- 3 Lösungsmittel in einem
- Universal & Vielseitige Anwendung
- Einfache Lagerhaltung

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
OptiBond Universal 360, 5 ml-Nachfüllflasche	323856	€ 135,65	€ 101,74

€ 101⁷⁴

-25 %



-20 %

ab € 24⁹⁸



Kerr™

Cleanic®

Paste für Reinigung und Politur. Die enthaltenen Abrasivkörper verändern während der Politur ihre Korngröße. Der anfängliche Reinigungsprozess geht so automatisch in einen Poliervorgang über. Hohe Reinigungskraft, optimale Politur, minimale Abrasion auf Schmelz und Dentin.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Tube 100 g	280727	€ 31,22	€ 24,98
Dose 100 g	280732	€ 36,53	€ 29,22
Dose 200 g	280731	€ 73,67	€ 58,94
Single Dose 200 × 2 g, 3 × Ring Pods	280733	€ 93,00	€ 74,40

KERR AKTIONEN

01. April - 30. Juni 2026

20% AKTIONSRABATT

Gel Etchant

Ätzelgel mit 37,5 % Phosphorsäure

34632 Gel Etchant Sparpackung - 1x Ätzelgel Jumbo-Spritze (30 g),
2 x leere intraorale Spritzen, 30 x Entnahmespitzen, 1 x Luer-Anschluss -
UVP € 94,99 zzgl. MwSt.



SimpliShade™ UNIVERSAL

SimpliShade™ Unidose 20x 0,25g,
UVP € 79,14 zzgl. MwSt.
37006 - Light | 37007 - Medium

SimpliShade™ Unidose 10x 0,25g,
UVP € 52,74 zzgl. MwSt.
37008 - Dark | 37009 - Bleach
White | 37010 - Universal Opaque

SimpliShade™ Spritze 4g,
UVP € 65,94 zzgl. MwSt.
37001 - Light | 37002 - Medium
| 37003 - Dark | 37004 - Bleach
White | 37005 - Universal Opaque

SimpliShade™ BULK FILL

37211 SimpliShade™ Bulk Fill -
Spritze, 1x 4g, UVP € 68,31 zzgl. MwSt.
37212 SimpliShade™ Bulk Fill -
Unidose, 20x 0,25g, UVP € 90,56 zzgl. MwSt.

SimpliShade™ BULK FILL FLOW

37217 SimpliShade™ Bulk Fill Flow -
Spritze, 2x 2g, UVP € 68,31 zzgl. MwSt.
37218 SimpliShade™ Bulk Fill Flow -
Unidose, 20x 0,25g, UVP € 90,56 zzgl. MwSt.

25% AKTIONSRABATT

33% AKTIONSRABATT

Vertise™ Flow

Selbstätzendes und selbsthaftendes
fließfähiges Komposit



Vertise™ Flow Refill - 2 x 2 g Spritzen, 20 x Flowable-Spitzen,
20 x Pinsel, UVP € 103,55 zzgl. MwSt.

34401 - A1	34404 - A3.5	34407 - Universal Opaque
34402 - A2	34405 - B1	34408 - XL
34403 - A3	34406 - B2	34409 - Translucent

25% AKTIONSRABATT

OptiBond™ Universal 360 Einkomponenten-Universaladhäsiv

36822 OptiBond™ Universal 360 - 5-ml-Nachfüllflasche -
UVP € 135,65 zzgl. MwSt.



Universelle und vielseitige Anwendung

Erleben Sie die perfekte Kombination aus
Haftung, Vielseitigkeit und Komfort:



Universalprodukt -
funktioniert mit allen
Ätztechniken und
Materialien



**Ergonomisches
Flaschendesign** -
präzise Applikation,
weniger Abfall



**Herausragende
Haftfähigkeit** -
selbst bei völliger
Dunkelaushärtung



**Minimale postoperative
Sensitivität** - erhöht den
Patientenkomfort

MUSTER BESTELLEN
UND SELBST TESTEN



25% AKTIONSRABATT

NX3 Nexus™ Dritte Generation Universeller adhäsiver Dental-Kompositzement

NX3 Nexus™ - Spritze lichthärtend, 1,8 g, UVP € 60,26 zzgl. MwSt.

33648 - Klar	33650 - Gelb	33652 - Weiß-opak
33649 - Weiß	33651 - Bleach	



NX3 Nexus™ - Automix-Spritze dualhärtend, 5 g, UVP € 126,33 zzgl. MwSt.

33643 - Klar	33645 - Gelb	33647 - Weiß-opak
33644 - Weiß	33646 - Bleach	



Maxcem Elite™ Universal Kompositzement

Maxcem Elite™ Refill, Automix-Spritze 2x 5 g - UVP € 160,00 zzgl. MwSt.

34058 - Klar	34059 - Weiß	34060 - Weiß-opak	34061 - Gelb
--------------	--------------	-------------------	--------------



Die angegebenen Aktionsvorteile beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlungen der Kerr GmbH. Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar. Preise des Fachhandels bleiben hiervon unberührt. Es gelten die Preise des teilnehmenden Fachhandels. Die Aktion ist gültig von 01.04. bis 30.06.2026. Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB. MKT-26-0380

Kerr™

15% AKTIONS-
RABATT

ZenFlex™ Gutta Percha Points

ZenFlex™ Gutta Percha Points - Inhalt 50 oder 60 Stück, UVP € 25,50 zzgl. MwSt.

25% AKTIONS-
RABATT

ZenFlex™ NiTi Feilen

ZenFlex™ Packung - Inhalt 6 Stück, UVP € 50,07 zzgl. MwSt.

Traverse™ Gleitpfadfeile

Traverse™ Gleitpfadfeilen - Inhalt 4 Stück, UVP € 90,64 zzgl. MwSt.

K-Flex™ Handfeilen

K-Flex™ Packung - Inhalt 6 Stück, UVP € 12,62 zzgl. MwSt.

20% AKTIONS-
RABATT

K-Files™ Handfeilen

K-Files™ Packung - Inhalt 6 Stück, UVP € 12,62 zzgl. MwSt.

OptiDisc™ Polier- und Konturierscheibe

OptiDisc™ Nachfüllpackung - UVP € 40,55 zzgl. MwSt.

4197 - extra-grob 9,6 mm (80 St.)	4181 - grob/mittel 9,6 mm (100 St.)
4198 - extra-grob 12,6 mm (80 St.)	4184 - grob/mittel 12,6 mm (100 St.)
4199 - extra-grob 15,9 mm (80 St.)	4191 - grob/mittel 15,9 mm (100 St.)
4182 - fein 9,6 mm (100 St.)	4183 - extra-fein 9,6 mm (100 St.)
4185 - fein 12,6 mm (100 St.)	4186 - extra-fein 12,6 mm (100 St.)
4192 - fein 15,9 mm (100 St.)	4193 - extra-fein 15,9 mm (100 St.)

20% AKTIONS-
RABATT

Adapt™ SuperCap™ Matrizen

Adapt™ SuperCap™ Matrizen - 50 Stück - UVP € 77,05 zzgl. MwSt.

2161 - Stahl - 0,030, 5,0 mm hoch
2162 - Stahl - 0,030, 6,3 mm hoch
2171 - Transparent - 0,050, 5,0 mm hoch
2172 - Transparent - 0,050, 6,3 mm hoch

Adapt™ SuperCap™ Matrizen - 50 Stück - UVP € 81,04 zzgl. MwSt.

2181 - Stahl - 0,038, 5,0 mm hoch
2182 - Stahl - 0,038, 6,3 mm hoch

20% AKTIONS-
RABATT

20% AKTIONS-
RABATT

CaviCide™ Oberflächendesinfektion

4731221/15 - CaviCide™ - 200 ml - 15 Flaschen, UVP € 110,55 zzgl. MwSt.
4731222/15 - CaviCide™ - 700 ml - 15 Flaschen, UVP € 236,10 zzgl. MwSt.
4731223 - CaviCide™ - 5 L, UVP € 61,69 zzgl. MwSt.

CleanPolish™ & SuperPolish™ Zwei-Schritt-Prophy-Verfahren

360 CleanPolish™ - 50 g Paste, ohne Fluorid und mit Anis-Geschmack, UVP € 18,40 zzgl. MwSt.
361 SuperPolish™ - 45 g Paste, ohne Fluorid und mit Anis-Geschmack, UVP € 18,40 zzgl. MwSt.

20% AKTIONS-
RABATT

20% AKTIONS-
RABATT

Cleanic™ Die Ein-Schritt-Prophypaste

Cleanic™ Dose 100g, UVP € 36,53 zzgl. MwSt.
3230 - ohne Fluorid 3330 - mit Fluorid
Cleanic™ Dose 200g, UVP € 73,67 zzgl. MwSt.
3210 - ohne Fluorid 3310 - mit Fluorid
3340 Cleanic™ Single Dose - mit Fluorid, Inhalt: 200x 2 g, 3x Ring Pots, UVPE 93,00 zzgl. MwSt.



Cleanic™ Tube 100g, UVP € 31,22 zzgl. MwSt.
3183 - Mint ohne Fluorid 3384 - Light mit Fluorid
3380 - Mint mit Fluorid 3386 - Berry Burst mit Fluorid
3382 - Green Apple mit Fluorid

Bohrer - Jet Carbides™

Aktion auf alle Operativen Hartmetallbohrer mit verschiedenen Kopfformen

25% AKTIONS-
RABATT

Hawe™ Miniature Reinigungs- und Polierbürstchen

835 RA - Inhalt 10 Stück, UVP € 11,38 zzgl. MwSt.
835/100 - Inhalt 100 Stück, UVP € 85,63 zzgl. MwSt.

Pro-Brush™ Reinigungs- und Polierbürstchen

845 RA - Inhalt 10 Stück, UVP € 19,20 zzgl. MwSt.
845/100 - Inhalt 100 Stück, UVP € 150,92 zzgl. MwSt.

33% AKTIONS-
RABATT

Kerr™

SONICflex Spitzen Vorteilspaket

8 Einzelspitzen statt 3 im Paket



Unser Top-Angebot für die sanfte Piezo-Alternative:

Beim Kauf eines SONICflex 2003L/2008L/LS Sets (KaVo SONICflex Scaler plus drei Spitzen Nr. 5/6/7 bzw. 5A/6A/7A) erhalten Sie fünf zusätzliche Einzelspitzen nach Wahl aus dem SONICflex Spitzen-Sortiment.



KAVO
Dental Excellence



**HOT
DEAL**

**50%
OFF***



KaVo Aktion für Österreich

KaVo Instrumente: „Hot Deal – 50 % Off“

Beim Kauf von 2 gleichen Instrumenten aus unserem MASTER und EXPERT Portfolio, erhalten Sie einen Preisnachlass von insgesamt 50% auf den Listenpreis.



Thed+

W&H Thed+ Thermodesinfektor

Mit dem W&H Thed+ Thermodesinfektor setzt W&H neue Maßstäbe in der maschinellen Instrumentenaufbereitung.

- Effiziente und smarte Aufbereitung in Rekordzeit auf zwei Waschebenen
- Intelligente Anpassung für maximale Effizienz
- Hygiene und Schutz auf höchstem Niveau
- Automatische Programmempfehlung und Spezialprogramme

Zubehör Kits für Thed+

Starterkit bestehend aus:

- Unterkorb
- Korbeinsatz ¼
- Korbeinsatz ½
- Einsatz für Instrumente stehend (¼)
- Einsatz für 3 Trays oder Korbeinsatz

Injektionskit bestehend aus:

- Unterkorb
- Korbeinsatz ¼
- Korbeinsatz ½
- Einsatz für Instrumente stehend ¼
- Injektorleiste
- Adapter-Kit für Übertragungsinstrumente (3 Stk.)
- Injektorkappen (14 Stk.)

Advanced-Kit bestehend aus:

- Unterkorb
- Oberkorb
- Korbeinsatz ¼ (2 Stk.)
- Korbeinsatz ½ (2 Stk.)
- Einsatz für Instrumente stehend ¼
- Einsatz für Klemmen, Scheren und Abformlöffel
- Einsatz für 5 Trays oder Kassetten

Produkte	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Thed+ Unterbaugerät	21056001	€ 10.918,00	€ 9.375,00
Starterkit	321720	€ 923,00	€ 788,00
Injektionskit	322429	€ 1.929,00	€ 1.647,00
Advanced-Kit	322025	€ 1.832,00	€ 1.564,00

€ 9.375^{00*}



*exklusive Fracht- und Installationspauschale



Lisa Plus ioD 17 Aktionspaket inklusive Multidem C27

Innovativer W&H Autoklav Lisa Plus ioD mit 17 Liter Sterilisator

- Wasserdampfsterilisator mit 17 Liter Kammervolumen
- ioDent® System für intelligente, vernetzte Wiederaufbereitung Ihrer Instrumente
- mehr Performance dank 6 Aluminiumstrays für mehr Beladung
- hygienisch glatte Oberfläche und besonders klares Farb-Touchdisplay
- intelligente Menüführung für effizientes Arbeiten und EliSense Technologie zur Anzeige von relevanten Zyklusinformationen via LED-Indikatoren
- papierlose Dokumentation des Sterilisationsprozess bis hin zum einzelnen Instrument ohne extra Software oder Computer
- automatisches Speichern der Zyklusberichte auf USB Stick mit hoher Speicherkapazität
- standardmäßig kompatibel mit allen gängigen Software-Herstellern (DIOS, Charly Solutio, ...) für die Praxisdokumentation

Produkte	Art.-Nr.	Preis	Paketpreis
Lisa Plus ioD 17	19931187	€ 10.649,00	
Multidem C27	19723112	€ 512,00	
		€ 11.161,00	€ 7.959,00



Paketpreis
statt € 11.161⁰⁰
€ 7.959⁰⁰*



*exklusive Fracht- und Installationspauschale

Sonderpreis
€ 4.443⁰⁰*



Implantmed Plus II

Implantmed Plus II ist die digitale Assistenz für die moderne Implantologie.

Es wird zur helfenden Hand im Operationssaal. Ziel ist es, Anwender bestmöglich und effizient zu unterstützen. Sei es bei der Implantatinsertion oder bei der Weisheitszahnextraktion.

Lieferumfang:

- Steuergerät mit integrierter Scanfunktion zur Dokumentation von verwendeten Materialien wie Implantate oder Biomaterialien
- Motor mit Licht EM-LC 1,8 m Kabel
- kabellose Fußsteuerung S-NW3
- 6 Stk. Einweg-Sprayschläuche inkl. 5 Clips
- Netzkabel
- Universalablage
- Stativ

Produkte	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Implantmed Plus II SI-2102 Set Scan-Edition	324393	€ 5.566,00	€ 4.443,00

ab € 47^{20*}

SDI | YOUR SMILE. OUR VISION.



2+1

BPA FREI
BisGMA FREI
HEMA FREI
TEGDMA FREI

SDI | YOUR SMILE. OUR VISION.

Riva Silver

Riva Silver ist das ideale Füllungsmaterial für Situationen in denen Patienten unkooperativ sind und Feuchtigkeitskontrolle schwierig ist. Riva Silver ist sehr einfach und schnell anzuwenden.

- Quecksilberfrei
- Fluoride freisetzend
- Spezielle longglass Technologie

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
50 Kapseln	164323	€ 229,63	€ 166,90

+ Aktion: Bei Abnahme von 2 Packungen Riva Silver erhalten Sie 1 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung. Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



2+1

ab € 55^{93*}

Stela

Stela ist ein neuartiges, selbsthärtendes Hochleistungs-Komposit, mit unbegrenzter Aushärtungstiefe und geringem Polymerisationsstress für einen spaltfreien Haftverbund, ohne Säureätzung oder Lichthärtung.

Stela ist erhältlich in einer Universalfarbe und zwei Applikationssystemen, Kapsel (viskoser) und Automix Spritze (fließfähiger), beide mit sehr einfacher 2-Schritt-Technik (Grundierung und Komposit). Für Einfachheit, Effizienz und Langlebigkeit ohne postoperative Sensibilität. Stela ist die Lösung für Ihre Zahnarztpraxis.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Stela Automix Intro Kit: 1 Stela Automix Spritze 8 g, 1 Stela Primer Flasche 5 ml, 15 Mischkanülen, 15 Superfeine Points Mikroapplikatoren	317587	€ 161,39	€ 117,10
Stela Capsule Intro Kit: 10 Stela Kapseln, 1 Stela Primer Flasche 5 ml, 15 Superfeine Points Mikroapplikatoren	317589	€ 97,37	€ 70,80

+ Aktion: Bei Abnahme von 2 Packungen Stela erhalten Sie 1 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung. Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung

ab € 111^{27*}



2+1

SDI | YOUR SMILE. OUR VISION.

Pola office+

Pola Office+ ist ein medizinisches System zur Behandlung verfärbter Zähne mit dem Ziel der Wiederherstellung der natürlichen Zahnfarbe in der Zahnarztpraxis. Die Formulierung mit 37,5 % Wasserstoffperoxid ermöglicht eine rasche Freisetzung von Peroxidionen und setzt den Prozess unmittelbar in Gang. Ein separates Anmischen ist nicht erforderlich. Die Aktivierung des Gels erfolgt in der Dualkammerspritze während der Applikation auf die Zahnoberflächen.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Pola Office+ 3 Patientenkit 37,5 % ohne Wangenhalter	229437	€ 270,54	€ 202,10
Pola Office+ 1 Patientenkit 37,5 % ohne Wangenhalter	229438	€ 112,40	€ 83,90

+ Aktion: Bei Abnahme von 2 Packungen Pola Office+ erhalten Sie 1 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung