

www.plandent.at **PlanDeal**

GÜLTIG BIS: 30.09.2026

PRAXIS & LABOR

MELAG
competence in hygiene

Einführungspreis

€ 5.990^{00*}

MELAcare 600

Perfekt aufbereitete Instrumente schaffen Sicherheit, Effizienz und ein gutes Gefühl im Praxisalltag. Mit MELAcare wird die Reinigung, Desinfektion und Öl-Pflege von Hand und Winkelstücken sowie Turbinen erstmals vollautomatisch und besonders komfortabel.

- Deckel Blue für Reinigung, Desinfektion und Pflege
- Deckel Green für Reinigung und Desinfektion
- Chemiefrei und instrumentenschonend dank ULTRAflow Technologie
- Präzise Öl-Pflege für langfristigen Instrumentenschutz
- Großes Touch-Bedienkonzept – perfekt abgestimmt auf MELAG Autoklaven und RDG
- Integrierte Dokumentation und Freigabe direkt am Gerät
- Unglaublich kompaktes Design mit geringer Stellfläche spart wertvollen Platz auf der Aufbereitungszeile
- Deutlich reduzierte Routine-Aufwände sparen wertvolle Arbeitszeit
- 28 speziell entwickelte Adapter für eine sichere Fixierung all Ihrer Hohlkörper-Instrumente

Produkt	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
MELAcare 600	326562	€ 6.199,00	€ 5.990,00



*exklusive Montage- und Transportkosten

Plandent

Plandent GmbH

Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien | Telefon: +43 (0) 1 / 6620272 | www.plandent.at

Bis zu 20% Preisvorteil bei DUO-Packs*

DUO-Packs: 2 Instrumente
aus der EXPERT-, MASTER-
oder SONICflex-Serie

Sonderpreis ab
€ 899⁰⁰



Kaufen Sie ein DUO Pack mit 2 Instrumenten aus der EXPERT-, MASTER- oder SONICflex-Serie und erhalten Sie bis zu 20% Preisvorteil*

EXPERTmatic DUO Packs

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Sonderpreis
Duo Pack E25 L/E20 L	mit Licht, 1:5 / 1:1, rot/blau, ISO	321629	€ 1.249,00
Duo Pack E25L	mit Licht, 1:5, rot, ISO	308466	€ 1.449,00
Duo Pack E20 L	mit Licht, 1:1, blau, ISO	308467	€ 1.049,00
Duo Pack E15 L	mit Licht 4:1, 5, grün, ISO	308468	€ 1.249,00
Duo Pack E10 C	ohne Licht, 1:1, blau, ISO	315269	€ 899,00

SONICflex DUO Packs

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Sonderpreis
Duo Pack 2008 L	mit Licht, Air-Scaler	315271	€ 2.349,00
Duo Pack 2003 L	mit Licht, Air-Scaler	315270	€ 2.349,00

MASTERmatic DUO Packs

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Sonderpreis
Duo Pack M25L/M05L	mit Licht, 1:5, rot	322596	€ 1.970,00
Duo Pack M25L/M20L+L68	mit Licht, 1:5, 1:1, rot/blau	322595	€ 1.689,00
Duo Pack M20L+L67/M20L+L68	mit Licht, 1:1	322594	€ 1.399,00
Duo Pack M25 L	mit Licht, 1:5, rot	308464	€ 1.970,00

*DUO Packs können nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.


Die im PlanDeal beworbenen KaVo Aktionen basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Herstellerinformationen. Änderungen, Einschränkungen oder eine vorzeitige Beendigung der Herstelleraktion durch KaVo bleiben vorbehalten. Es gelten die jeweils aktuellen Aktionsbedingungen des Herstellers.

KaVo SONICflex™ 2003 L/quick 2008 L

Das Universalgenie für echte Spitzenleistung bei der täglichen Prophylaxe und bei vielem mehr.

Der KaVo SONICflex Aircaler zählt dank über 50 verschiedener Spitzen und vielseitiger Einsatzmöglichkeiten zu den besten Aircalern für moderne Zahnarztpraxen. Ob Prophylaxe, Endodontie, Parodontologie oder minimalinvasive Kariestherapie – der oszillierende, leistungsstarke und zugleich schonende Aircaler überzeugt durch präzise Behandlung, hohen Patientenkomfort und maximale Flexibilität im Praxisalltag.

- Breites Einsatzspektrum inklusive Prophylaxe für schonende Behandlungen
- Schneller Spitzenwechsel für effiziente und unterbrechungsfreie Abläufe
- Bis zu 50 % mehr Leistung für die mühelose Entfernung hartnäckiger Beläge
- Direkt einsatzbereit auf KaVo MULTIflex oder Sirona Click&Go Kupplungen
- Optimale Ausleuchtung mit bis zu 25.000 Lux
- Besonders leise mit bis zu 15 dB weniger Geräuschentwicklung
- 25 Jahre KaVo Erfahrung in der dritten SONICflex Generation
- 24 Monate Garantie auf SONICflex 2003 und 2008 Modelle



Sonderpreis
€ 1.570⁰⁰

Inklusive
8 Spitzen



Die im PlanDeal beworbenen KaVo Aktionen basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Herstellerinformationen. Änderungen, Einschränkungen oder eine vorzeitige Beendigung der Herstelleraktion durch KaVo bleiben vorbehalten. Es gelten die jeweils aktuellen Aktionsbedingungen des Herstellers.



Unser Top-Angebot für die sanfte Piezo-Alternative:

Beim Kauf eines SONICflex 2003L/2008L/LS Sets (KaVo SONICflex Scaler plus drei Spitzen Nr. 5/6/7 bzw. 5A/6A/7A) erhalten Sie fünf zusätzliche Einzelspitzen nach Wahl aus dem SONICflex Spitzen-Sortiment.

G-ænial® A'CHORD: revolutionäre Technologie



ab € 35^{85*}

4+1

10+3



ab € 24^{00*}

8+2

G-ænial® A'CHORD

Das hochentwickelte Universal-Komposit mit der Einfachheit des Unishade-Systems.

- A'CHORD Vereinfachung**

 - Einfaches Unishade-System
 - Einfache Handhabung
 - Einfach Universal
- A'CHORD revolutionäre Technologie**

 - Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
 - Hohe Farbstabilität und
- Verschleißfestigkeit**

 - Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit
- A'CHORD Ästhetik**

 - Natürliche Fluoreszenz
 - Langanhaltender Glanz
 - Extreme Herausforderungen

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Spritze 4 g/2,1 ml	281058	€ 67,10	€ 46,60
Unitips 15 × 0,3 g/0,16 ml	281076	€ 72,00	€ 49,90

Aktion: Bei Abnahme von 4 oder 10 Packungen G-ænial® A'CHORD derselben Packungseinheit erhalten Sie 1 oder 3 Packungen** ohne Berechnung. Farbmix möglich

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

G-ænial® Universal Injectable

Hochstabiles Restaurationskomposit

G-ænial® Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationskomposit mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen.

Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollardeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-ænial Universal Injectable außerordentliche Festigkeit - fester als führende am Markt verfügbare Komposite.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Spritze 1,7 g	264946	€ 45,00	€ 31,20

Aktion: Bei Abnahme von 8 Packungen G-ænial® Universal Injectable derselben Packungseinheit erhalten Sie 2 Packungen** ohne Berechnung. Farbmix möglich

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller



G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für alle Bonding-Techniken und ideal für Reparaturen und als Desensitizer einsetzbar!

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Komposite, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperativen Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

3er Flaschenpackung + 1-Flaschen Packung gratis!



Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
3 × 5 ml	268057	€ 292,60	€ 202,80


Aktion: Bei Abnahme von 1 Packung G-Premio BOND 3er Flaschenpackung erhalten Sie eine Flasche gratis!

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

€ 202^{80*}



Erfolgreiche Restaurations- und Befestigungssysteme von GC!



RESTORATIVE SOLUTIONS



LUTING SOLUTIONS



Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC AUSTRIA GmbH
<https://www.gc.dental/europe/de-AT>



ab € 37^{00*}



everX Flow™

Mit kurzen Glasfasern verstärktes fließfähiges Kompositmaterial für den Dentinersatz.

Dank der enthaltenen kurzen Glasfasern ist everX Flow™ außergewöhnlich bruchfest und verstärkt Restaurationen effizient. Die Glasfasern tragen dazu bei, Risse abzuleiten und verhängnisvolle Ausfälle zu vermeiden, und machen everX Flow damit zum optimalen Material für den Einsatz bei geschwächten oder Risse aufweisenden Zähnen, wie etwa nach der Amalgamentfernung.

- sehr thixotrope Viskosität
- in zwei einzigartigen Farben erhältlich

Packung	Art.-Nr.	Preis.	Sonderpreis
everX Flow bulk 1× 2 ml	270230	€ 69,10	€ 48,10
everX Flow dentin 1× 2 ml	270832	€ 69,10	€ 48,10

+ Aktion: Bei Abnahme von 4 oder 10 Packungen everX Flow™ derselben Packungseinheit erhalten Sie 1 oder 3 Packungen** ohne Berechnung. Farbmix möglich.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 102^{62*}



Fuji® II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Glasionomer-Restaurationmaterial

Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis*
A1 – 50 Kapseln	044138	€ 192,40	€ 133,40
A2 – 50 Kapseln	060096	€ 192,40	€ 133,40
A3 – 50 Kapseln	060097	€ 192,40	€ 133,40
A3,5 – 50 Kapseln	044139	€ 192,40	€ 133,40

+ Aktion: Bei Abnahme von 4 oder 10 Kapselpackungen Fuji II LC erhalten Sie 1 oder 3 weitere Kapselpackung** ohne Berechnung. Farbmix möglich.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

Lässt alle Wünsche wahr werden



4 MM UNIVERSAL-COMPOSITE
IN 5 CLUSTER-SHADES

- **Universell:** Für Front- und Seitenzahnbereich
- **Kein Schichten:** Bis 4 mm Inkrementstärke
- **Höchste Stabilität:** 91 % Füllstoffgehalt
- **Exzellente Ästhetik:** Hervorragende Polierbarkeit
- **5 Cluster-Shades:** Abdeckung aller 16 VITA® classical Farben



3+1

5+2

SDI

LUNA 2

UNIVERSAL COMPOSITE

BPA FREE

12 Packungen Luna 2 + Radii Cal CX gratis!

SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

ab € 32^{97*}

Luna 2

Festes Universalkomposit mit verbesserter Verarbeitung und Röntgenopazität sowie leichter Farbanpassung für lebensnahe Ästhetik. Verlässliche mechanische Eigenschaften für exzellente klinische Leistung.

- Klebt nicht, ist standfest und leicht modellierbar
- BPA frei für gesundheitsbewusste Patienten
- Einfache Farbwahl dank Chamäleon Effekt und hoher Farbstabilität
- Hohe Röntgenopazität für präzise Diagnostik
- Hohe Festigkeit für langlebige Restaurationen
- Natürliche Ästhetik durch zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Luna 2 1 × 4 g Spritze	307129	€ 63,90	€ 60,90
Luna 2 20 × 0,25 g Kapseln	307141	€ 84,85	€ 45,90

+

Aktion: Bei Abnahme von 3 oder 5 Packungen Luna 2 erhalten Sie 1 oder 2 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung. Bei Abnahme von 12 Packungen Luna 2 erhalten Sie eine Radii Cal CX Lampe ohne Berechnung.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



ab € 303⁰⁰

Synea Fusion Serie

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
WG-99 LT	Schnelllauf-Winkelstück 1:5, mit Licht, Quattro-Spray, 24 Monate Garantie	232908	€ 1.356,00	€ 586,00
WG-66 LT	Untersetzungs-Winkelst. 2:1, mit Licht, 1-fach Spray, 24 Monate Garantie	232909	€ 1.115,00	€ 486,00
WG-56 LT	Winkelstück 1:1, mit Licht, 1-fach Spray, 24 Monate Garantie	232869	€ 940,00	€ 412,00
HG-43 A	Handstück 1:1, ohne Licht, 1-fach Spray, 24 Monate Garantie	233420	€ 684,00	€ 303,00
TG-98 L	Roto Quick-Anschluss, LED+, 28 W, Ø 11,5 mm, 24 Monate Garantie	233396	€ 1.064,00	€ 467,00
TG-98 LM	Multiflex®-Anschluss, mit Licht, 29 W, Ø 11,5 mm, 24 Monate Garantie	233020	€ 1.064,00	€ 467,00

Proxeo Serie

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
WP-66W	Proxeo Twist 4:1	268247	€ 539,00	€ 308,00



Thed+

W&H Thed+ Thermodesinfektor

Mit dem W&H Thed+ Thermodesinfektor setzt W&H neue Maßstäbe in der maschinellen Instrumentenaufbereitung.

- Effiziente und smarte Aufbereitung in Rekordzeit auf zwei Waschebenen
- Intelligente Anpassung für maximale Effizienz
- Hygiene und Schutz auf höchstem Niveau
- Automatische Programmempfehlung und Spezialprogramme

Zubehör Kits für Thed+

Starterkit bestehend aus:

- Unterkorb
- Korbeinsatz ¼
- Korbeinsatz ½
- Einsatz für Instrumente stehend (¼)
- Einsatz für 3 Trays oder Kassetten

Injektionskit bestehend aus:

- Unterkorb
- Korbeinsatz ¼
- Korbeinsatz ½
- Einsatz für Instrumente stehend ¼
- Injektorleiste
- Adapter-Kit für Übertragungs-instrumente (3 Stk.)
- Injektorkappe (14 Stk.)

Advanced-Kit bestehend aus:

- Unterkorb
- Oberkorb
- Korbeinsatz ¼ (2 Stk.)
- Korbeinsatz ½ (2 Stk.)
- Einsatz für Instrumente stehend ¼
- Einsatz für Klemmen, Scheren und Abformlöffel
- Einsatz für 5 Trays oder Kassetten

Produkte	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Thermodesinfektor Unterbaugerät	21056001	€ 10.918,00	€ 9.375,00
Starterkit	321720	€ 923,00	€ 788,00
Injektionskit	322429	€ 1.929,00	€ 1.647,00
Advanced-Kit	322025	€ 1.832,00	€ 1.564,00

€ 9.375^{00*}



*exklusive Fracht- und Installationspauschale

KAVO

Dental Excellence

amiQa

Die KaVo amiQa steht nicht nur mit ihrem Namen für die wichtigsten Attribute echter Freundschaft: Wahre Freunde lassen uns niemals im Stich. Sie schenken uns Sicherheit und zaubern uns immer wieder aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, vereint die amiQa die Essenzen der KaVo DNA in einem schlanken Konzept: Top-Qualität, durchdachte, einfache Hygieneprozesse, raffinierte Ergonomie und junges Design. Von der Basis- bis zur Spezialistenausstattung überzeugt die amiQa so mit ihren äußeren und inneren Werten.

Einfach bedienen: Intuitives 7"-Touchdisplay für effiziente Workflows.

Einfach hygienisch: Automatisierte Hygieneprozesse mit integriertem Hygienecenter.

Einfach komfortabel: Ergonomisches Design für Behandler und Patienten bei kompakter Bauweise.

ab
€ 20.970^{00*}



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. KaVo Promo Sonderpreis gültig bis 31.07.2026.

KAVO

Dental Excellence

uniQa

Intelligente Features, die gewohnte KaVo Präzision und die hohe Wertigkeit unterstützen für lange Zeit den erfolgreichen Behandlungsalltag. Und gleichzeitig lässt die KaVo uniQa ausreichend Raum für den individuellen Ausdruck ihres Besitzers und unterstreicht seine unvergleichliche Uniqueness.

Zeitloses Design, exklusive Oberflächen und individuelle Konfigurationsmöglichkeiten machen die KaVo uniQa zum stilprägenden Mittelpunkt moderner Praxen.



KaVo Polsterfarben
Inspired by Nature

ab
€ 32.470^{00*}



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. KaVo Promo Sonderpreis gültig bis 31.07.2026.

ESTETICA – Evolution eines Meisterstücks

Höchste Performance bei jeder Berührung

Neueste Touchdisplay-Generation mit brillanter Auflösung und beeindruckend schneller Reaktionszeit



Intelligente Beleuchtung für den Praxisalltag

Ultra-leichte KaVo Lumina Behandlungsleuchte mit UX Light Technologie, begeisterndem SPA light und neuem COMPOshape Modus



Integrierte Lösungen für höchste Hygienestandards

Integriertes Hygienecenter für Instrumente und Absaugschläuche zur zeitsparenden, automatisierten Reinigung und Desinfektion mit intuitiver Anleitung




Natürliche Ästhetik für individuelle Praxiskonzepte

Neue Farbkollektion „Inspired by nature“, mit 14 Farbvarianten, perfekt abgestimmt auf aktuelle Interior Design Trends



Durchdachte Steuerung für maximale Effizienz

Intuitives Bedienkonzept mit schnellem, direktem Zugriff auf alle wichtigen Funktionen für zeitsparende, reibungslose Behandlungsabläufe



Bewegungsfreiheit neu gedacht

Einzigartiges, AGR zertifiziertes Schwebestuhlkonzept für optimale Ergonomie-Voraussetzungen für Behandler und Team



KAVO

Dental Excellence

ESTETICA E70

Mit ihrem Premium-Gesamtkonzept stehen die ESTETICA E70 Vision Modelle an der Spitze der KaVo Dentaleinheiten. Sie bieten überragenden Komfort, prämiertes Design und dank ihres Schwebestuhlkonzepts die perfekte Balance aus ergonomisch gesundem Arbeiten und präzisen, effizienten Workflows.

Das einzigartige Schwebestuhlkonzept vereint maximale Beinfreiheit, ergonomischen Komfort und effiziente Arbeitsabläufe für ein völlig neues Behandlungsgefühl.

Ergonomie auf höchstem Niveau. Spürbarer Komfort. Grenzenlose Individualität.

Individuell auf Ihre Praxis zugeschnitten für effiziente Workflows, höchsten Komfort und maximale Gestaltungsfreiheit.

ab
€ 40.470^{00*}



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. KaVo Promo Sonderpreis gültig bis 31.07.2026.

PLANMECA

Compact i Classic

Der moderne Klassiker für die allgemeine Zahnmedizin

Planmeca Compact™ i Classic kann entweder mit ausbalancierten Instrumentenarmen oder mit hängenden Instrumentenschläuchen ausgestattet werden. Die Standardversion enthält alle erforderlichen Instrumente.

Alle Instrumenteneinstellungen lassen sich bequem vom Bedienelement der Behandlungseinheit aus vornehmen.

Wie die anderen Planmeca- Behandlungseinheiten auch, ist die Planmeca Compact i Classic mit einem Multifunktionsfußschalter ausgestattet, worüber die Funktionen der Einheit samt Stuhl und Instrumenten gesteuert werden können.

ab
€ 19.970^{00*}

Polster erhältlich in
26 trendigen Farben:



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

PLANMECA

Compact i5

Auf Langlebigkeit ausgelegt – für optimale Leistung gefertigt

Compact i5 Behandlungseinheit mit Speifontäne und integriertem Patientenstuhl mit seitlicher Stuhlbe-
festigung. Inklusive Netzwerkschnittstelle zur Anbindung ans Romexis Clinic-Management Modul.

ab
€ 26.970^{00*}



Jetzt inklusive
Planmeca Patrol
Wasserfiltrationssystem
von BWT



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

PLANMECA

Pro40™

Intelligenz trifft Ergonomie – für mühelose
zahnmedizinische Versorgung

Mit der Planmeca Pro40™ beginnt eine neue Generation seitlich hochklappbarer Behandlungseinheiten.

Durch die perfekte Verbindung von intelligenter Technologie, ergonomischem Design und höchsten Hygienestandards schafft sie optimale Voraussetzungen für moderne Zahnmedizin.



ab
€ 31.970^{00*}

*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

PLANMECA

Pro50™

Modernste Technologie für höchste Präzision
und maximalen Komfort in der Dentalmedizin

Die Planmeca Pro50 ermöglicht eine optimale Behandlungsposition und unterstützt ergonomische Arbeitsabläufe für entspanntes Arbeiten im Sitzen und Stehen.



ab
€ 42.970^{00*}


Polster
erhältlich in
3 NEUEN
Designs!

*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Planmeca Viso® G1 definiert die Präzision in der Bildgebung neu


Intuitive Positionierung von Patienten und Aufnahmebereich.

Planmeca Viso G1 ermöglicht eine einfache und anpassbare Patientenpositionierung. Die offene Architektur reduziert das durch beengte Platzverhältnisse entstehende Unbehagen und bietet dem Patienten immer eine freie Sicht auf den Benutzer. Die neue Einheit führt gleichzeitig einen neuartigen Workflow für die Positionierung ein, der sich ebenfalls in der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) widerspiegelt.



Nahtloses All-in-One-Ökosystem

Planmeca Viso G1 arbeitet wie alle Planmeca Viso-Einheiten nahtlos mit der Software Planmeca Romexis® zusammen. In Kombination mit den intelligenten KI-gestützten Funktionen der neuen Version Romexis® 7 macht dieses All-in-One-Ökosystem die tägliche zahnmedizinische Diagnostik und Behandlungsplanung einfacher, schneller und präziser als je zuvor. Darüber hinaus kann Planmeca Viso G1 für Analysen, Planung der präventiven Wartung und Optimierung der Betriebszeiten zur IoT-Lösung Planmeca Insights™ hinzugefügt werden.



Unternehmenseigene und wissenschaftlich anerkannte Merkmale

Planmeca Viso G1 verfügt über mehrere exklusive und evidenzbasierte Algorithmen und Funktionen. Diese speziell für Planmeca-Bildgebungsgeräte entwickelten unternehmenseigenen und bewährten Lösungen optimieren sowohl die Bildqualität als auch die Patientendosis.

- **Planmeca CALM®**
Algorithmus zur Korrektur der Patientenbewegungen – damit jedes Bild gelingt
- **Planmeca Ultra Low Dose™**
Ermöglicht DVT-Bildgebung mit noch geringerer Dosis als bei Panoramaaufnahmen
- **Planmeca ARA™**
Durch Metall verursachte Schatten und Streifen werden effizient aus 3D-Bildern entfernt
- **Planmeca AINO™**
Unterdrückt Rauschen in DVT-Aufnahmen ohne Verlust wertvoller Details
- **Planmeca PRO**
Tool zur Optimierung der Bildauflösung
- **Planmeca NOA™**
KI-gestützte Rauschoptimierung für hochpräzise endodontische Bildgebung

Planmeca Viso® G1 ist ein modernes DVT-Bildgebungssystem mit 3D-Technologie und Volumengrößen bis 11 × 11 cm. Es ergänzt die Planmeca Viso® Familie und deckt zuverlässig die Anforderungen in allgemeiner Zahnheilkunde, Endodontie, Parodontologie und Implantologie ab.

€ 53.970^{00*}

inklusive
5 Jahre
Garantie**

Das benutzer-
freundlichste
DVT am Markt


PLANMECA

Planmeca Viso® G1

Das Planmeca Viso™ ist das Flaggschiff der DVT-Einheiten von Planmeca. Es ist die ideale Kombination aus erstklassiger Bildqualität und vergleichbarer Benutzerfreundlichkeit. Ein beeindruckender Schritt in der Entwicklung der digitalen Volumentomographie. Das Planmeca Viso™ besitzt alle Vorzüge erstklassiger DVT-Geräte – und mehr. Das DVT erfüllt alle hohen Anforderungen der maxillofazialen Bildgebung in Zahnarztpraxen.

- All-in-one-Gerät = Panorama und DVT
- Mühelose Positionierung der Patienten
- 90-kV-Strahler für die optimale Abbildung von Details
- Optimale Auflösungen für jeden Zweck
- Ultra Low Dose: deutliche Strahlenreduktion

Romexis



*exklusive Montage und Transportkosten, Abnahmeprüfungen und Strahlenschutzbauzeichnung
**Die erweiterte Garantie bezieht sich auf die Ersatzteile des Herstellers.



Sie benötigen ein größeres Volumen?



Viso G1: 11 × 11 cm



Viso G3: 20 × 10 cm



Viso G5: 20 × 17 cm



Viso G7: 30 × 30 cm
(kompletter Schädel)

Die neue KI-gestützte 3D-Software

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die neueste Version unserer Softwareplattform – **Planmeca Romexis® 7** – jetzt verfügbar ist. **Diese Version führt neue und leistungsstarke KI-basierte Tools ein**, die nicht nur dazu beitragen, Zeit für den Arzt zu sparen, sondern auch die Patientenaufklärung und -kommunikation zu erleichtern, indem sie die Fälle besser als je zuvor visualisieren.



KI-basiertes Werkzeug für 2D-Bildgebung

Second Opinion® ist ein radiologischer Erkennungshilfsdienst, der von Pearl Inc. angeboten wird. Eine nahtlose Integration mit dem Second Opinion-Dienst ermöglicht es Romexis-Benutzern, die von diesem Dienst erstellten KI-Befunde direkt in Romexis zu empfangen.

KI-basiertes Werkzeug für 3D-Bildgebung

Romexis® Smart ist eine neue KI-basierte Funktion, die für das Romexis 3D-Bildgebungsmodul verfügbar ist. Sie ermöglicht die automatische Segmentierung und Erkennung von Anatomien, sowie das automatische Mapping von CBCT-Aufnahmen und intraoralen Scans.

Neuer 3D-Rendering-Stil

Mit der neuesten Softwareversion wird eine neue Art des Renderings für CBCT-Bilder eingeführt, die die Visualisierung von Fällen verbessert.



Bringen Sie Ihr Panorama- und Kleinbildröntgen auf den neuesten Stand.



PLANMECA

ProX™

Das einzigartige Planmeca ProX™ Designkonzept macht die intraorale Bildgebung einfacher und zuverlässiger als je zuvor. Automatische Übergabe der Belichtungsparameter möglich.

Inklusive:

- Abstandarm
- Wandbefestigung
- Handbedienpanel
- Langtubus
- Blendenaufsatz 43 × 33

PLANMECA

ProOne®

ProOne Digitalröntgengerät

- Horizontale und vertikale Ausblendung
- Basispanoramaprogramme (inkl. Bissflügelpanoramaprogramm)
- 2D Prüfkörperset

PLANMECA

ProSensor® HD

Innovativer intraoraler Sensor

Paket inkludiert:

- Planmeca ProOne
- horizontale und vertikale Segmentierung
- Bissflügelprogramm
- Quart 2D Prüfkörperset
- Planmeca ProX
- Planmeca ProSensor HD set, Sensor Größe 1 (5 Jahre Garantie)
- Planmeca ProSensor HD set, Sensor Größe 2 (5 Jahre Garantie)
- 1 × Romexis 2D Standard

optional:

- Röntgen PC mit Datensicherung + Ipad

*exklusive Montage und Transportkosten, Abnahmeprüfungen und Strahlenschutzbauzeichnung

Neubaupraxis mit natürlichem Raumklima durch Moos und Lehm

Manchmal geht alles schneller als man denkt. Besonders, wenn es sich um einen Kassenvertrag handelt. Da es in Hohenems einen Mangel an Zahnärzten gibt, war dieser schnell unter Dach und Fach.

Foto: Oliver Rohkamm



Moos und Lehm sorgen für ein gesundes Raumklima.

Jede Praxis ist einzigartig. Mit durchdachten Konzepten, moderner Technik und viel Erfahrung begleiten wir Zahnärztinnen und Zahnärzte auf dem Weg zur Wunschpraxis. Freuen Sie sich auf inspirierende Praxisportraits und spannende Einblicke aus der Praxiswelt.

Manche wissen von Anfang an, was sie wollen. So war schon vor der Matura Medizin so gut wie gesetzt, obwohl es in der Verwandtschaft kein entsprechendes Vorbild gab. Ziel war immer mit Menschen zu arbeiten. Umso erstaunlicher, da sein Vater ein Produktionsunternehmen für Metallfassaden besitzt und er nach einem BWL Studium dort direkt hätte einsteigen können. Doch sein Ziel war ein Medizinstudium. Anfangs noch schwankend zwischen Human- und Zahnmedizin, fiel die Wahl recht schnell auf die Zahnmedizin mit dem klaren Ziel einer eigenen Praxis. So war es kein Zufall, dass die ersten Planungen bereits während des Studiums begannen und nach und nach konkretisiert wurden. Seine Ausbildung kann sich

sehen lassen: Neben der allgemeinen Zahnheilkunde hat Dr. Lusser ein Implantologie der Deutschen Gesellschaft für Orale Implantologie (DGO) abgeschlossen. Weitere Aus- und Weiterbildungen laufen, da es ihm wichtig ist, immer am Puls der Zeit und der Technik zu bleiben. Gerade in der Implantologie entwickeln sich Methoden und Materialien weiter. Seine ersten beruflichen Erfahrungen sammelte er in der Praxis von Dr. Klien. Dabei wurden Anforderungen und Wünsche im Hinblick auf eine eigene Praxis konkreter und er holte aufgrund positiver Erfahrungen von Dr. Klien Plandent ins Boot, um von Anfang an soviel Know-How wie möglich einbinden zu können.



Fotos © Oliver Rohkamm

Das Raumklima ist ihm bei der Planung bereits besonders wichtig

Zunächst war der Plan eine Green Wall in der Praxis einzuplanen, doch so eine lebende Wand braucht mind. 25 cm Wandstärke plus etwas Platz für die heraus wachsenden Pflanzen. Damit wäre der

Platz im Gang mit Sicherheit zu schmal geworden. Daher entschied er sich letztendlich für eine Lehmwand aus 8 Zentimeter dickem Stampflehm und eine wartungsarme Mooswand. Beides ist hygienischer als die Green Wall, wartungsärmer und sorgt ebenfalls durch die Speicherung und Abgabe von Feuchtigkeit für eine spürbare Verbesserung des Raumklimas.

Keine Kompromisse bei Möbeln und Geräteauswahl

Bei der Geräteausstattung wollte Dr. Manuel Lusser keine Kompromisse eingehen und so kamen nicht nur die drei ergonomischen Behandlungseinheiten Compact i5 von Planmeca, sondern auch das ProMax 3D mit einem Volumen von 8x11cm inkl. dem begehrten Ultra-Low-Dose Modus dazu. In dieser Einstellung erzeugt das Gerät bei einer 3D Aufnahme kaum mehr Strahlenbelastung als eine „normale“ Panoramaaufnahme. Die Möbel kamen von der Firma Mann-Möbel, welche die strengereren Vorgaben aus Deutschland auch gleich in Österreich umgesetzt hat: Jede Schublade, jeder Kasten hat Gummidichtungen, die vermeiden, dass

Spraynebel in diese eindringen kann. Selbst der Bauleiter war von den Qualitäten der Mann-Möbel beeindruckt: „Ich habe noch nie eine Firma gesehen, die so extrem sauber gearbeitet hat.“ Kein Wunder, dass alle Ordinationsmöbel plus Empfang, Technikraum und Lagerraum von Mann-Möbel geordert wurden. Rund 200 Quadratmeter an hellen, offen gestalteten Räumen mit drei komplett ausgerüsteten Behandlungszimmern stehen zur Verfügung. Ein weiterer Raum ist bereits für Erweiterungen vorbereitet. Neben ihm selbst arbeiten noch vier Assistentinnen (davon zwei Prophylaxeassistentinnen) und ein zusätzlicher Lehrling in der Wohlfühlpraxis. In einer modernen Praxis darf natürlich weder ein CAD/CAM Workflow noch das beliebte EMS Prophylaxegerät fehlen.



Dr. Manuel Lusser vor der Lehmwand aus 8 cm starkem Stampflehm.



Die Behandlungseinheiten und das 3D Röntgen stammen von Planmeca und wurden von Plandent geliefert und installiert.



Das 3D Röntgen ist ein Planmeca ProMax 8 x 11 3D inkl. Low Dose Mode.

Einzigartig: Die Wellendecke mit Logo

Das Interior Design kam von Manuel Lusser selbst, wie auch die Vorstellungen eines natürlichen Raumklimas durch Pflanzen. Der Clou hängt aber an der Decke. Die Metallwellendecke führt im Gang quasi als Wegführer vom Wartezimmer in die Behandlungsräume. Integriert ist ein aufwendiges Beleuchtungskonzept von Zumtobel. Wenn man genau nach oben sieht, erkennt man das Logo der Praxis, welches aufwendig in die Metalldecke hineingelastet wurde. Das Produkt kommt natürlich von V-MET, der Firma seines Vaters. Der Sportartikelhersteller Salewa wie auch z.B. die Messe Innsbruck setzen bei der Aussenfassade auf das Know-How seines Vaters.



Sein Motto: Tun, machen, realisieren, nicht flexibilisieren

Auch wenn Dr. Lusser natürlich für das hohe Investitionsvolumen in eine neue Praxis Unterstützung durch seinen Vater hatte, so rät er Neugründern mit dem Ziel einer eigenen Praxis zu handeln. Erfolgreich ist man vor allem, wenn man auf das direkte Ziel hinarbeitet und nicht, wenn man versucht sich ewig alle möglichen Optionen offen zu halten. Damit verliert man nicht nur Zeit, sondern auch das Ziel aus den Augen. Ein Tipp, den auch Peter Müller so sieht, denn alle Zahnärzte, die eine eigene Praxis eröffnet haben, egal ob als Wahl- oder Kassenzahnarzt, sind erfolg-

reich aufgrund gemeinsamer professioneller Vorbereitung und Planung von Plandent. „Keiner unserer Existenzgründer ist jemals gescheitert.“

Zahnarztpraxis
Dr. Manuel Lusser
Schweizerstraße 16
A-6845 Hohenems
Tel.: 05576/233 33
praxis@dentalusser.at
www.dentalusser.at

GBT LOUNGE

THE ULTIMATE PROPHYLAXIS EXPERIENCE
THE ULTIMATE SUCCES WITH GUIDED BIOFILM THERAPY



EMS 
MAKE ME SMILE.