

# PlanDeal

GÜLTIG BIS: 30.06.2024

PRAXIS & LABOR

## ORBIS 2024

Eine klare Sache für Praxis und Labor



# Planmeca Viso – Höhepunkt der Kopf- und Hals-Bildgebung

## Virtuelle Positionierung des Aufnahmebereichs

Die Patientenpositionierung erfolgt direkt über das Bedienfeld von Planmeca Viso mithilfe integrierter Kameras und einer Live-Ansicht des Patienten. Sie können den Patienten live auf dem Bedienpanel sehen, was eine flexible und exakte Positionierung des Aufnahmebereichs ermöglicht. Auch die Volumengröße können Sie frei einstellen.



## Verbesserte Planmeca ProFace® Fotos

Verbesserte Planmeca ProFace®-Fotos Planmeca Viso ermöglicht eine neue Form der Aufnahme von Planmeca ProFace®-Gesichtsfotos. Der Sensor der Einheit verfügt über vier integrierte Kameras und LED-Lichtstreifen für die Erfassung detailreicher 3D-Fotos.



## 120-kV-Röhrenspannung

Die 120-kV-Röhrenspannung von Planmeca Viso ermöglicht eine optimierte Bildqualität für anspruchsvolle Fälle – durch Reduktion von Artefakten und Gewährleistung kontrastreicherer Aufnahmen.



## All-in-one-Bildgebungssoftware

Die Planmeca Romexis®-Bildgebungssoftware unterstützt die gesamte 3D- und 2D-Bildgebung sowie CAD/CAM-Arbeiten. Die Software bietet eine erweiterte Werkzeugpalette für Praxen aller Größen.

## Korrektur von Bewegungsartefakten

Patientenbewegungen stellen eine erhebliche Herausforderung für die Bildqualität dar. Der Planmeca CALM™-Algorithmus für die Bewegungskorrektur trägt effizient zur Beseitigung von Bewegungsartefakten aus den DVT-Bildern bei – damit jedes Bild gelingt.



Planmeca Viso bietet eine große Auswahl an Volumen für alle klinischen Anforderungen – vom einzelnen Zahn bis zum kompletten Schädel. Der 3D-Sensor der Einheit kann außerdem ohne Einschränkung für die 2D-Bildgebung verwendet werden.

Sonderpreis  
**€ 79.970<sup>00\*</sup>**

**NEUES  
MODELL!**

## PLANMECA

### Planmeca Viso G3

Das Planmeca Viso™ ist das Flaggschiff der DVT-Einheiten von Planmeca. Es ist die ideale Kombination aus erstklassiger Bildqualität und vergleichbarer Benutzerfreundlichkeit. Ein beeindruckender Schritt in der Entwicklung der digitalen Volumentomographie. Das Planmeca Viso™ besitzt alle Vorzüge erstklassiger DVT-Geräte – und mehr. Das DTV erfüllt alle hohen Anforderungen der maxillofazialen Bildgebung in Zahnarztpraxen.

- All-in-one-Gerät = Panorama und DVT
- Mühelose Positionierung der Patienten
- 120-kV-Strahler für die optimale Abbildung von Details
- Optimale Auflösungen für jeden Zweck
- Ultra Low Dose: deutliche Strahlenreduktion

#### Inklusive:

- Viso 3G basic
- 2D Dentalprogramme
- Planmeca Calm
- 2D Prüfkörper Set
- 3D Prüfkörper Set
- Romexis 2D Standard 3 Nutzer
- Romexis 3D Standard
- Carbonschale

#### Optional:

- ProFace € 4.300,00
- ProCeph Fernröntgenausleger (one shot) € 25.700,00
- Endomodus € 1.470,00
- 3D HNO Programme € 2.170,00

inkl.  
**5 Jahre  
Garantie**

**Romexis**



\*exklusive Montage und Transportkosten, Abnahmeprüfungen und Strahlenschutzbauezeichnung

# Planmeca Creo® C5

€ 6.970<sup>00\*</sup>

Ab sofort permanente Kronen und weitere neue Indikationen für den 3D-Druck verfügbar.

Die Auswahl an verfügbaren Materialien für den 3D-Drucker Creo® C5 wird erneut erweitert: Endlich gibt es die Möglichkeit, temporäre und permanente Restaurationen mit dem Planmeca Creo® C5 zu drucken.

Mit einer umfassenden Auswahl an verfügbaren Indikationen ermöglicht der Drucker Zahnärzten nun die Herstellung aller Komponenten, die sie für ihre Behandlungsabläufe benötigen.

Dazu gehören Bohrschablonen, Zahn- und kieferorthopädische Modelle, Trays für indirektes Bonding und Aufbisschienen ebenso wie Zahnersatz.

Für den Drucker Planmeca Creo® C5 ist jetzt auch eine neue Nachhärtungsoption verfügbar.



Creo® C5

## PLANMECA

### Creo® C5

Planmeca Creo® C5 ist ein verblüffend schneller 3D-Drucker, der speziell für die Zahnmedizin entwickelt wurde und mit dem Sie auch 3D-Druck bei der Dentalfertigung nutzen können.

Die Herstellung von Bohrschablonen, Zahnmodellen und Grundlagen für Alignerschienen gelingt mit dem Planmeca Creo® C5 ganz einfach und in einem Bruchteil der üblichen Zeit.

#### Vorteile:

- Plug-and-play-Funktionalität
- Automatische Verschachtelung
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Außergewöhnliche Baugeschwindigkeit
- Hoचाuflösender Druck
- Geringer Raumbedarf
- Touchscreen

\*Exklusive Montage- und Transportkosten.



Jetzt mit neuen Materialien zum Drucken von provisorischem Zahnersatz!



Planmeca ProMax® 3D kann für zahlreiche Arten von diagnostischen Anforderungen eingesetzt werden:

Sonderpreis  
**€ 49.700<sup>00\*</sup>**



inkl.  
**5 Jahre  
Garantie**

## PLANMECA

### ProMax 3D Classic

- Diagnosespezifische Bildvolumen
- Platzieren von Implantaten
- Maxillofaziale Chirurgie
- TMJ-Analyse
- Endodontie
- Periodontie

#### Lieferumfang

- PLANMECA ProMax 3D Plattform
- PLANMECA ProMax 3D/2D-Smartpan-Combisensor
- 3D-Rekonstruktions-Einheit
- SCARA 3 Roboterarm
- Grafische Benutzerschnittstelle, TFT-Display
- PLANMECA Romexis 3D-Server Lizenz
- ProTouch Bedienpanel

#### Inklusive

- Promax 3D Classic Erweiterte Volumen, Erweiterung auf 11 × 8 cm
- Planmeca Calm
- Prüfkörperset Quart DVT-KP
- Prüfkörperset Promax Digital
- Romexis 2D Standard 3 Nutzer
- Romexis 3D Standard

**Romexis**



### All-in-one-Bildgebungssoftware

Die Planmeca Romexis®-Bildgebungssoftware unterstützt die gesamte 3D- und 2D-Bildgebung sowie CAD/CAM-Arbeiten. Die Software bietet eine erweiterte Werkzeugpalette für Praxen aller Größen.

\*exklusive Montage und Transportkosten, Abnahmeprüfungen und Strahlenschutzbauzeichnung

ProX™

€ 3.499<sup>00\*</sup>



Paketpreis

ProX™ + Sensoren 1 & 2  
inkl. 5 Jahre Garantie\*\*

€ 8.700<sup>00\*</sup>



ProSensor® HD

Sensorgroße 2    Sensorgroße 1

**PLANMECA**

**ProX™**

Das einzigartige Planmeca ProX™ Designkonzept macht die intraorale Bildgebung einfacher und zuverlässiger als je zuvor. Automatische Übergabe der Belichtungsparameter möglich.

**Inklusive:**

- Abstandarm
- Wandbefestigung
- Handbedienpanel
- Langtubus
- Blendenaufsatz 43 × 33

**PLANMECA**

**ProSensor® HD**

Innovativer intraoraler Sensor

\*exklusive Montage und Transportkosten, Abnahmeprüfungen und Strahlenschutzbauzeichnung  
\*\*5 Jahre Garantie nur auf Sensoren 1 & 2 gültig

ProScanner™ 2.0

€ 6.500<sup>00\*</sup>



**PLANMECA**

**ProScanner™ 2.0**

Der Planmeca ProScanner™ erzeugt in kurzer Zeit hochwertige Bilder – und intelligente Details erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

- Kompaktes Design
- Volles Spektrum an Speicherplatten in den Größen von 0 bis 4c
- Benutzerfreundlicher LCD-Touchscreen mit Vorschaubild
- Komfortabler magnetischer Folieneinzug
- Integrierter UV-Sterilisator für Infektionsschutz und Löschvorrichtung für erhöhte Effizienz
- RFID-Chip zur Plattenerkennung in größeren Einrichtungen
- USB- und Ethernet-Schnittstelle
- Romexis-1-Nutzer-Lizenz inklusive

**Optional:**

RFID-Lesegerät

# Planmeca × BWT

€ 2.800<sup>00\*</sup>

Planmeca Patrol™ 5 und Planmeca Patrol™ 14 Filter von BWT sind Wasserfiltersysteme, die für alle Arten von Autoklaven entwickelt wurden.

Sie gewährleisten eine sehr niedrige Wasserleitfähigkeit und halten unerwünschte Partikel von Autoklaven fern.

- Durchfluss 120 l/h
- Wasserqualität < 1µs/cm
- Planmeca Patrol 5 von BWT Kapazität - 1.800- 2.200L @Eingang Wasser 1.000µs/cm
- Luftspalt 20mm gemäß EN1717 Medienkategorie 5
- Planmeca App Generation (Leitfähigkeit, Durchfluss, Betriebsstunden, Alarm bei hoher Leitfähigkeit usw.)
- Tastensperre

Einheit	Art.-Nr.	Sonderpreis
Planmeca ClinicPatrol™	125592564	€ 2.800,00

\*exklusive Lieferung und Montage

## Warum sauberes Wasser benötigt wird

Sauberes Wasser unterstützt die Sicherheit des Klinikpersonals und hilft eine risikofreie Behandlungsumgebung für die Patienten zu gewährleisten. Sauberes Wasser wird auch benötigt, damit Ihre zahnärztliche Einheit, Autoklaven und andere zahnmedizinische Geräte einwandfrei funktionieren. Planmeca × BWT Clean Water Systeme sorgen für optimale Wasserqualität für unterschiedliche Anwenderbedürfnisse.

## Sauberes Wasser für einzelne Behandlungseinheiten

Planmeca Patrol™ von BWT ist ein in die Dentaleinheit integriertes Wasserfiltrationssystem, das ohne externe Filter auskommt. Es entfernt unerwünschte Partikel aus dem Wasser, die ansonsten in die Behandlungseinheiten gelangen könnten, verhindert die Bildung von Kalkablagerungen, reguliert die Wasserhärte und verbessert den Geruch und Geschmack des Wassers.

Wasser ist unverzichtbar – auch für zahnärztliche Behandlungseinheiten. Es wird zum Kühlen der Instrumente verwendet, zum Spülen des Beckens, zum Spülen der Patienten und zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs des Absaugsystems.



Wasser kann jedoch härteverursachende Mineralien und andere Partikel enthalten, die für den ordnungsgemäßen Betrieb einer Dentaleinheit ungünstig sind.

## Planmeca Patrol™ von BWT

Das Planmeca Patrol™ von BWT Wasserfiltersystem befindet sich im Inneren der Behandlungseinheit und macht externe Filter sowie deren Installation und Wartung überflüssig.

Das Auswechseln der Filterpatrone ist in der normalen jährlichen Wartung der Behandlungseinheit enthalten, und im Falle eines häufigeren Auswechselns kann der Austausch vom zahnärztlichen Team selbst vorgenommen werden.

## Planmeca ClinicPatrol™ von BWT

Planmeca Clinic Patrol™ von BWT enthält ein fortschrittliches Vierschicht-Filtersystem und einen Ionenaustauscher, um die Anzahl unerwünschter Elemente im Wasser, die ansonsten ungehindert in die Behandlungseinheit gelangen können, zu entfernen und zu verringern.

Auf diese Weise wird der ordnungsgemäße Betrieb der Behandlungseinheit auf einfache Art und Weise unterstützt.

# Die neue KI-gestützte 3D-Software

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die neueste Version unserer Softwareplattform – **Planmeca Romexis® 6.4.5** – jetzt verfügbar ist. **Diese Version führt neue und leistungsstarke KI-basierte Tools ein**, die nicht nur dazu beitragen, Zeit für den Arzt zu sparen, sondern auch die Patientenaufklärung und -kommunikation zu erleichtern, indem sie die Fälle besser als je zuvor visualisieren.



## KI-basiertes Werkzeug für 2D-Bildgebung

**Second Opinion®** ist ein radiologischer Erkennungshilfsdienst, der von Pearl Inc. angeboten wird. Eine nahtlose Integration mit dem Second Opinion-Dienst ermöglicht es Romexis-Benutzern, die von diesem Dienst erstellten KI-Befunde direkt in Romexis zu empfangen.

## KI-basiertes Werkzeug für 3D-Bildgebung

**Romexis® Smart** ist eine neue KI-basierte Funktion, die für das Romexis 3D-Bildgebungsmodul verfügbar ist. Sie ermöglicht die automatische Segmentierung und Erkennung von Anatomien, sowie das automatische Mapping von CBCT-Aufnahmen und intraoralen Scans.

## Neuer 3D-Rendering-Stil

Mit der neuesten Softwareversion wird eine neue Art des Renderings für CBCT-Bilder eingeführt, die die Visualisierung von Fällen verbessert.





# Auf Langlebigkeit ausgelegt – für optimale Leistung gefertigt

Compact i5 Behandlungseinheit mit Speifontäne und integriertem Patientenstuhl mit seitlicher Stuhlbe-  
festigung. Inklusive Netzwerk Schnittstelle zur Anbindung ans Romexis Clinic-Management Modul.

Sonderpreis  
€ 33.970<sup>00\*</sup>

Jetzt inklusive  
Planmeca Patrol  
Wasserfiltrationssystem  
von BWT

**PLANMECA**

## Compact i5

- OP Schwingbügel Konsolenarm 520 mm
- Luzzani Minibright 6F Spritze LED
- Lichtturbinschlauch S
- PM Bien Air MCX Micromotor LED
- LM-Propower Ultra Scaler
- Quick Connect Tray Ablage Gr 2
- Reinigungssystem Absaugschläuche
- Selektive Absaugsystem komb. mit VSA
- Verstellbare Saugablage, Flexy
- Dürr HD für Spraynebelabsaugung
- Instrumentenschnittstelle für Assistenzseite
- Luzzani Minibright 6-F Spritze Helferlin
- Speischale satiniert
- PM Kopfstütze oval
- Festes Fußteil 610 mm
- Lampenaufbaustange PM LED Leuchte
- Planmeca Solanna OP Lampe
- Funkfusssschalter
- Planmeca Planid
- Planmeca Romexis Klinik Management
- Polster Relax für Compact I + Chair

### Optional:

- Upgrade auf bewegliches Fußteil 510 mm  
€ 970,00

Upgrade auf  
2. Motor Planmeca by  
KaVo INTRA LUX KL703  
LED-Mikromotor für  
€ 1.800<sup>00</sup>

\*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel,  
die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

# Compact i Classic

Speziell für Kieferorthopädie und Prophylaxe

## Intelligente Leuchte, um müde Augen zu vermeiden

Die hoch entwickelte LED-Technologie und einzigartige Spiegeloptik der Planmeca Solanna™-Behandlungsleuchte garantiert eine gleichmäßige Lichtstärke und minimiert Schattenbildung – unabhängig vom Abstand zum Behandlungsbereich. Außerdem können Sie die Farbtemperatur und Lichtintensität an Ihre Arbeitsaufgabe anpassen.



## Einfach zu lernen, einfach zu bedienen

Planmeca Compact™ i Classic ist auf einen reibungslosen Arbeitsablauf und herausragende Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Die Behandlungseinheit und die Instrumente können auch direkt über den Fußschalter bedient werden, sodass Sie die Hände für die Behandlung Ihrer Patienten frei haben.



## Ergonomischer Instrumententisch

Die ausgewogene Instrumentenhalterung sorgt dafür, dass Sie die Belastung im Handgelenk, Arm und Schulter bei der Behandlung minimieren. Die kompakte Instrumentenkonsolle lässt sich in der Nähe des Patienten platzieren und ist so leicht erreichbar.



## Langlebiges und praktisches Design

Das Gerät besteht aus recycelbarem Aluminium mit einer epoxidlackierten Oberfläche, die für lange Haltbarkeit sorgt. Die glatten Oberflächen und die automatische Wasser-, Spül- und Reinigungssysteme helfen Ihnen beim effektiven Infektionsschutz.



## Optimaler Patientenkomfort

Die Behandlungseinheit passt sich perfekt an Patienten aller Formen und Größen an, egal ob es sich um Kinder oder Erwachsene handelt. Die Einheiten sind auch in einer Reihe von stilvollen und einladenden Farben erhältlich – das vermindert das Unwohlsein, das ein Patient jeden Alters vor der Behandlung empfinden kann.

## Compact i Classic V2

Planmeca Compact™ i Classic kann entweder mit ausbalancierten Instrumentenarmen oder mit hängenden Instrumentenschläuchen ausgestattet werden. Die Standardversion enthält alle erforderlichen Instrumente.

Alle Instrumenteneinstellungen lassen sich bequem vom Bedienelement der Behandlungseinheit aus vornehmen.

Wie die anderen Planmeca- Behandlungseinheiten auch, ist die Planmeca Compact i Classic mit einem Multifunktionsfußschalter ausgestattet, worüber die Funktionen der Einheit samt Stuhl und Instrumenten gesteuert werden können.

### Schwingbügel:

- OP Schwingbügel Konsolenarm 520 mm
- Ergo 3-F-Spritze
- Lichtturbinenschlauch S
- KaVo INTRA LUX KL703 LED-Mikromotor
- Quick Connect Tray Gr. 1
- Selektives Absaugsystem für Kombination mit Dürr-VS/A
- Verstellbare Saugablage
- Großes (abwinkelbar) und kleines Handstück
- Speischale satiniert
- PM Kopfstütze oval
- Festes Fußteil 610 mm
- Lampenaufbaustange PM LED Leuchte
- Fußanlasser
- Planmeca Singled OP Lampe
- Polster Comfy für Compact i + Chair inkl. Exportverpackung

### Optional:

- Upgrade auf 2. Motor Planmeca by KaVo INTRA LUX KL703 LED-Mikromotor € 1.800,00
- Upgrade auf verstellbare Saugablage Flexy € 299,00
- Upgrade auf Planmeca Solanna OP-Lampe € 1.270,00

### Polster erhältlich in 26 trendigen Farben:



Sonderpreis  
**€ 15.900<sup>00\*</sup>**

Jetzt inklusive  
Planmeca Patrol  
Wasserfiltrationssystem  
von BWT



\*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

# uniQa – Die neue Premium Kompaktklasse

## Der Patientenstuhl – Ergonomisch perfektioniert

Modernes, sportlich-kompaktes Stuhl-Design für ein Höchstmaß an Ergonomie.



## Das Arztelement – Berührend einfach

Intuitives Bedienkonzept mit schnellem und direktem Zugriff auf alle wichtigen Funktionen für zeitsparende und reibungslose Behandlungsabläufe.

Verfügbar in vier Tisch-Versionen. (T-, TM-, S-Tisch und Cart)

## Patientenkommunikation – Direkt gezeigt

Spielend leichte und vernetzungsunabhängige Patientenkommunikation.




## Hygiene – Effizient automatisiert

Komfortable Hygieneabläufe: Integrierte Spülprogramme, DEKAmat und OXYmat sowie das Hygienecenter mit integriertem, abnehmbarem Adapter für Instrumenten- und Absaugschläuche zur zeitsparenden, automatisierten Reinigung und Desinfektion

## Endodontie- und Chirurgiefunktion – Voll integriert

Endodontiefunktionen: Drei verschiedene Modi zur Feilensteuerung und erweiterbare Feilendatenbank mit knapp 200 voreingestellten Feilen

Chirurgiefunktion: Kleiner und komfortabel leichter Chirurgiemotor sowie integrierte Kochsalzpumpe.



## Accessoires – Perfekt kombiniert

Höchster Behandlungskomfort mit KaVoLUX 540 LED dank natürlichem Licht und gleichmäßigem Lichtfeld.

### Lackfarben



### Polsterfarben exklusiv für uniQa



### Polsterfarben für alle KaVo-Einheiten



# KAVO

Dental Excellence

## uniQa Austria Edition

Intelligente Features, die gewohnte KaVo Präzision und die hohe Wertigkeit unterstützen für lange Zeit den erfolgreichen Behandlungsalltag. Und gleichzeitig lässt die KaVo uniQa ausreichend Raum für den individuellen Ausdruck ihres Besitzers und unterstreicht seine unvergleichliche Uniqueness.



**Thomas Haslinger**

KaVo Techniker seit 1995

Bei Plandent haben wir die meiste KaVo Erfahrung, wir stehen Ihnen auch nach dem Kauf ein uniQa-Leben lang zur Seite.



## iProphy

Volle Kontrolle in Ihren Händen.

Weniger ist mehr: gesteuert allein mit Ihrer Fingerspitze, ganz ohne Fußschalter, haben Sie beim iProphy den Poliervorgang fest in Ihrer Hand, mit maximalem Freiraum und einzigartiger Kontrolle über das Geschehen.

So wird iProphy schnell zu einem unersetzlichen Bestandteil Ihres Arbeitsalltags, der nicht mehr wegzudenken ist.

- Flexibel, ganz ohne Kabel
- Ungestörte Sicht mit dem Ultra-Mini-Kopf
- Leicht und ergonomisch
- Breiter Geschwindigkeitsbereich

Inhalt	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
iProphy Motorhandstück, Kopf iFX57, iProphy Ladestation, Netzteil, F-Type Spraydüse	304502	€ 1.269,00	€ 789,00



**ab € 789<sup>00</sup>**

**ab € 5.999<sup>00</sup>**



## Varios Combi Pro GIGAPAKET P4+C

Die variable 2 in 1 Prophylaxe- und Periokombination

Das Varios Combi Pro Basisset enthält:

- Steuergerät
- Ultraschalleinheit inkl. LED-Handstück
- Supragingivales Pulverstrahlkit
- Multifunktions-Fußschalter
- Ultraschall-Aufsätze G4, G8 und G16
- Weitere Accessoires


Inhalt	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Basisset Varios Combi Pro mit Ultraschall und Supra-Pulverstrahlkit, Perio-Kit (subgingivale Anwendung), zusätzliches Ultraschall-Handstück Varios2 LUX HP, iCart Prophy, Praktischer Gerätewagen für Varios Combi Pro	245868	€ 7.913,00	€ 5.999,00

# Reparieren lohnt sich!

## Leistung zum Festpreis

Unser Reparaturservice für Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Kupplungen und Airscaler:

Kopf	Handstück	Turbine
€ 32	€ 59	€ 47
Kopf-Kupplung	Airscaler	Unterteil
€ 41	€ 59	€ 44



### Winkelstück

€ 64

Fragen Sie auch nach unserem Service für Motoren und Technik Antriebe!

\*Alle genannten Festpreise zzgl. Ersatzteile, Einzelleistungen und gesetzlicher MwSt. Wir verwenden Originalersatzteile aller Hersteller.

**Eigene qualifizierte Werkstatt in Wien**  
**Schnelle Hilfe zum Festpreis\***  
**Express-Service: Reparatur an 1 Tag**

**Hinweis:** Bei Instrumenten, die sich noch in der Garantiezeit befinden, sind wir Ihnen gerne bei der Garantieabwicklung behilflich. Hierzu benötigen wir eine Kopie des Lieferscheins oder der Originalrechnung. Diese Aktion gilt nur für Kunden in Österreich.

## Unsere sympathischen Ansprechpartner in der Werkstatt



Ing. Heinz Mitterberger  
Leitung Werkstatt



Ing. Christopher Zadrobilek  
Reparaturservice

### Kontakt

E-Mail [werkstatt@plandent.at](mailto:werkstatt@plandent.at)

Hotline 0800 / 070550

Fax 0800 / 808036

### Anschrift der Werkstatt

Plandent Reparaturservice

Dresdner Straße 81-85

1200 Wien



Lernen Sie unser  
Werkstatt-Team kennen

# €10

# REPARATUR GUTSCHEIN

Plandent

Bringen Sie uns den Gutschein bei der nächsten Reparatur mit, oder legen Sie ihn beim Versand Ihres Instruments bei. Gerne können Sie den Gutschein Ihrem Techniker oder Außendienstmitarbeiter bei der Reparaturübergabe zum Einlösen mitgeben. Nur ein Gutschein pro Praxis/Labor einlösbar, Aktion gültig bis 30. 06. 2024.

## E4

### Die E4 ist ein wahres Multitalent.

Schleifen Sie Glaskeramik oder Composites mit keramischem Anteil nass und fräsen Sie Materialien wie Zirkon und PMMA trocken.

Kleiner Wechsel, große Wirkung. Profitieren Sie von einem einfachen Wechsel: Setzen Sie den Tank für die Nassbearbeitung oder den optionalen Behälter für Trockenbearbeitung ein und beginnen Sie mit der Bearbeitung hochwertiger Restaurationen. Eine spezielle Filtermatte im Flüssigkeitstank sorgt für Spanfreiheit im Tank

#### Nassschleifen

Der geschlossene Flüssigkeitskreislauf in der Maschine kommt dank der PUREWATER Technologie ohne Schleifmittelzusätze aus. Das bedeutet für Sie eine problemlose Entsorgung und weiter reduzierte laufende Kosten.

#### Trockenfräsen

Wenn Sie den optionalen Trockenbehälter einsetzen, fräsen Sie mit Ihrer E4 auch Materialien wie Zirkonoxid, PMMA und verschiedene Composites ohne Kühlwasser und ohne Druckluft.

Gerät	Art.-Nr.	Preis
E4	*	€ 16.980,00



**Einführungsangebot:** Beim Kauf einer **E4 Nassschleifmaschine** erhalten Sie ein **kostenloses 5-teiliges Werkzeugset** dazu.



Keine  
Druckluft.  
Dank genialer  
Technik.

Exklusives  
Einführungs-  
angebot bei  
Plandent

OFFICIAL  
RESELLER  
exocad

Keine  
Druckluft.  
Dank genialer  
Technik.



## E5

### Fünffaches Trockenfräsen auf höchstem Niveau, bei ganz einfacher Handhabung.

Trotz kompakter Bauweise bietet die E5 einen großzügig dimensionierten Arbeitsraum, in dem Sie bequem die Werkstücke einspannen oder den automatischen Werkzeugwechsler bestücken können.

Die auf das optimierte Gewicht von nur 47 kg entwickelte Maschine ist kompromisslos aus hochwertigen Industriekomponenten aufgebaut und entspricht unserem Anspruch Creating Perfection. Ihr Vorteil? Die E5 überzeugt mit erstklassigen Resultaten.

Mit der E5 können Sie nicht nur Ronden bearbeiten. Mit dem entsprechenden Halter fertigen Sie mühelos auch bis zu 6 Blöcke unterschiedlicher Größe.

Gerät	Art.-Nr.	Preis
E5	*	€ 19.980,00



**Einführungsangebot:** Beim Kauf einer **E5 Trockenfräsmaschine** erhalten Sie ein **kostenloses 13-teiliges Werkzeugset** dazu.





# DAS EINFACHE KANN SO SCHÖN SEIN.




**JETZT NEU**

## TAKE IT EASY! OHNE ZUSÄTZLICHE FARBSCHICHTUNG.

Die neuen Venus Pure Shades **LIGHT**, **MEDIUM**, **DARK** decken das klassische Vita<sup>®</sup> Farbspektrum\* (A1 – D4) ab – ergänzt um die Farbe **BLEACH**. Die einzigartige Farbanpassung ermöglicht natürliche ästhetische Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich – mit nur einer Farbe.

**EINFACH. ZUVERLÄSSIG. WIRTSCHAFTLICH.**





Synea Fusion  
hervorragendes  
Preis-Leistungs-  
Verhältnis

2  
zum halben  
Preis

Bei Abnahme von zwei baugleichen Instrumenten erhalten Sie 50 % Rabatt auf die Instrumente.

ab € 644<sup>50</sup>



## Synea Fusion Serie

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Preis	Stückpreis ab 2 Stk.
2 Stk. WG-99 LT	Schnelllauf-Winkelstück 1:5, mit Licht, Quattro-Spray, 24 Monate Garantie	232908	€ 1.289,00	€ 644,50
2 Stk. WG-66 LT	Untersetzungs-Winkelst. 2:1, mit Licht, 1-fach Spray, 24 Monate Garantie	232909	€ 1.060,00	€ 530,00
2 Stk. WG-56 LT	Winkelstück 1:1, mit Licht, 1-fach Spray, 24 Monate Garantie	232869	€ 893,00	€ 446,50
2 Stk. HG-43 A	Handstück 1:1, ohne Licht, 1-fach Spray, 24 Monate Garantie	233420	€ 650,00	€ 325,00
2 Stk. TG-98 L	Roto Quick-Anschluss, LED+, 21 W, Ø 11,5 mm, 12 Monate Garantie	233396	€ 1.012,00	€ 506,00
2 Stk. TG-98 LM	Multiflex®-Anschluss, mit Licht, 21 W, Ø 11,5 mm, 12 Monate Garantie	233020	€ 1.012,00	€ 506,00



ab € 675<sup>00</sup>

## Synea Power Edition

### Für die härtesten Materialien

Die Synea Power Edition wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen, wie beispielsweise die Entfernung von kariösem Material, Kavitäten, Füllungen, Kronen und Brücken konzipiert. Diese neuen Schnellläuferwinkelstücke mit einzigartigem schwarzen Druckknopf sind besonders robust und langlebig. Sie sind die optimale Lösung für moderne Keramikmaterialien wie Zirkon, die in der restaurativen Zahnmedizin immer häufiger verwendet werden.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Synea Power Edition WK-900 LT	314616	€ 1.830,00	€ 1.110,00
Synea Power Edition WG-900 LT	314617	€ 1.390,00	€ 840,00
Synea Power Edition WG-900 A	314618	€ 1.110,00	€ 675,00

#whdentalde



video.wh.com

W&H Austria GmbH

office.at@wh.com

wh.com



# Stark und robust.

## Die neue Synea Power Edition.



synea  
POWER EDITION

### **Mehr Power für die härtesten Anforderungen.**

Mehr Drehmoment, längere Nutzungsdauer, einfacheres Handling – mit der neuen Synea Power Edition präsentiert W&H die ideale Lösung für ein besonders herausforderndes Anwendungssegment: Die Bearbeitung von hochfesten Materialien wie Zirkon. Ob als Vision- oder Fusion-Modell, die modernen Hochleistungshandstücke machen Ihr Handstücksortiment komplett.

4+1

ab € 23<sup>20</sup>



**Kerr**

**Cleanic®**

Paste für Reinigung und Politur. Die enthaltenen Abrasivkörper verändern während der Politur ihre Korngröße. Der anfängliche Reinigungsprozess geht so automatisch in einen Poliervorgang über. Hohe Reinigungskraft, optimale Politur, minimale Abrasion auf Schmelz und Dentin.

Packung	Art.-Nr.	Preis	4+1*
Tube 100 g	*	€ 29,00	€ 23,20
Dose 100 g	*	€ 33,94	€ 27,15
Dose 200 g	*	€ 68,44	€ 54,75
Single Dose 200 × 2 g, 3 × Ring Pods	*	€ 86,39	€ 69,11

**Aktion:** Bei Abnahme von **4 Packungen Cleanic®** erhalten Sie **1 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung.**  
Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung

ab € 39<sup>20</sup>

-20%



**Kerr**

**SimpliShade™**

Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit nur drei Farbtönen.

SimpliShade™ basiert auf der Adaptive Response Technology und deckt alle klassischen 16 VITA®-Farben mit nur 3 Farbtönen ab. Vereinfachen Sie Ihr Bestandsmanagement und sparen Sie Zeit bei der Farbauswahl, während Sie sich auf hervorragende Handhabungseigenschaften des Materials und ästhetische Restaurationen verlassen können.

Packung	Art.-Nr.	Preis	-20%
Spritze, 4 g	283861	€ 61,26	€ 49,01
Unidose, 20 × 0,25 g	283866	€ 73,52	€ 58,82
Unidose, 10 × 2,5 g	283868	€ 49,00	€ 39,20



€ 1.727<sup>60</sup>

-30%

**Kerr**

## Apex Connect Kit und elements™ Connect Cordless Motor Kit

### Kabelloser Endodontie-Motor

Elements Connect und Apex Connect kombinieren die Flexibilität eines robusten, langlebigen, tragbaren kabellosen Motors mit dem intuitiven Echtzeit-Feedback einer intelligenten Anzeige und eines Displays. Ihre Arbeitsabläufe sind jetzt einfacher und sicherer geworden.

- Mit dem intuitiven Farbdisplay und der intelligenten Lichtanzeige können Sie die Arbeitslänge in Echtzeit ablesen.
- Sie wissen, dass Sie das Ende des Kanals erreicht haben, wenn die Anzeige die Farbe wechselt.
- Die automatische Selbstkalibrierung des Apex Connect gewährleistet die Messgenauigkeit.

- Zwei herausnehmbare, wiederaufladbare und langlebige Batterien sorgen für eine unterbrechungsfreie und kontinuierliche Leistung
- Dank der integrierten adaptiven, reziproken und rotierenden Bewegungen können Sie den Motor mit praktisch allen führenden Feilen verwenden.
- Mit dem tragbaren, kabellosen Motor, der mit einer leichten Anzeige und einem Display verbunden ist, können Sie problemlos zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen wechseln.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Apex Connect Kit + elements™ Connect Cordless Motor Kit	*	€ 2.468,00	€ 1.727,60

# KERR AKTIONEN

Gültig bis 30. Juni 2024

**elements™ Connect & Apex Connect**  
Kabelloser Endodontiemotor und elektronischer Apex-Locator

**PAKETANGEBOT:**  
1x elements™ Connect Kit & 1x Apex Connect Kit

**30%**  
**AKTIONSRABATT\***

815-1801 elements™ Connect, kabelloses Endodontiemotor-Kit, UVP € 2.099,- zzgl. MwSt.

Das Kit besteht aus:  
1x kabelloses Motorhandstück  
1x Winkelstück 2:1  
1x Ladestation mit integrierter Motorhandstück-Halterung  
2x wiederaufladbare 700mW Akkus  
1x Netzteil und Stromkabel

815-1803 Apex Connect Kit, kabelloser elektronischer Apex-Locator, UVP € 999,- zzgl. MwSt.

Das Kit besteht aus:  
1x Apex Connect Haupt-Einheit  
1x Sondenkabel, 1,5 m, zur Verbindung  
1x Feilenhalter mit integrierter Kontrollleuchte  
1x Feilenhalter/Messlanze, 10 cm, inkl. Adapter  
5x Lippenhaken  
1x Netzteil und Stromkabel



Jetzt kennenlernen und unverbindlichen Demo-Termin in der Praxis vereinbaren.

Einfach den QR-Code scannen oder Email an [Kerr-Marketing-DACH@kerrdental.com](mailto:Kerr-Marketing-DACH@kerrdental.com) senden. Ihr Kerr Ansprechpartner kontaktiert Sie für eine individuelle Termin-Vereinbarung.



Den kompletten Aktionsflyer mit vielen weiteren attraktiven Angeboten finden Sie hier.

**Cleanic™**  
Die Ein-Schritt-Prophypaste

Cleanic™ Tube 100g,  
€ 29,00 zzgl. MwSt.

3183 - Mint ohne Fluorid  
3380 - Mint mit Fluorid  
3382 - Green Apple mit Fluorid  
3384 - Light mit Fluorid  
3386 - Berry Burst mit Fluorid

Cleanic™ Dose 100g, € 33,94 zzgl. MwSt.  
3230 - ohne Fluorid      3330 - mit Fluorid

Cleanic™ Dose 200g, € 68,44 zzgl. MwSt.  
3210 - ohne Fluorid      3310 - mit Fluorid

3340 Cleanic™ Single Dose - mit Fluorid, Inhalt: 200x  
2 g, 3x Ring Pots, € 86,39 zzgl. MwSt.

**5** zum  
Preis  
von **4**



**SimpliShade™**  
Vereinfachtes Universal-Komposit-System

**20%**  
**AKTIONSRABATT\***

SimpliShade™ Unidose 20x 0,25g, UVP € 73,52 zzgl. MwSt.  
37006 - Light      37007 - Medium

SimpliShade™ Unidose 10x 0,25g, UVP € 49,00 zzgl. MwSt.  
37008 - Dark      37010 - Universal Opaque  
37009 - Bleach White

SimpliShade™ Spritze 4g, UVP € 61,26 zzgl. MwSt.  
37001 - Light      37004 - Bleach White  
37002 - Medium      37005 - Universal Opaque  
37003 - Dark

\*Die angegebenen Aktionsvorteile beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlungen der Kerr GmbH. Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar. Die Sonderaktion zur Produkteinführung von elements Connect und Apex Connect ist gültig bis 31.12.24. Alle andere Aktionen sind gültig bis 30.06.24. Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.



ab € 72<sup>58</sup>

CREATED BY SDI  
**POLA**  
ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

Neues  
erweitertes  
Zahnaufhellungs-  
system mit Led-  
Technologie

SDI | YOUR SMILE. OUR VISION.

## Pola Light

Pola Light ist ein modernes Zahnaufhellungssystem, dass die preisgekrönte Aufhellungsformel von POLA mit einem LED-Mundstück für eine schnellere Aufhellungsbehandlung kombiniert.

- Pola Light ist mit Pola Day Gel erhältlich.
- Schnell wirksam, für weißere Zähne in nur fünf Tagen.
- Formuliert für sichere Entfernung von Langzeitverfärbungen.
- Für zukünftige Zahnaufhellungen voll wiederaufladbar.
- Remineralisation stärkt die Zähne.
- Extra-Hydratisierung minimiert Empfindlichkeit.

Packung	Art.-Nr.	Preis	5+1*
<b>Pola Light Kit:</b> 1 Pola LED-Mundstück, 4x 3 g Pola Day 6% Wasserstoffperoxid Zahnaufhellungsgel, 1 USB-Ladekabel, Gebrauchsanweisung	301568	€ 87,09	€ 72,58

**+** Aktion: Bei Abnahme von **5 Packungen Pola Light** erhalten Sie **1 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung.**  
Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung

SDI | YOUR SMILE. OUR VISION.

## Riva Silver

Riva Silver ist das ideale Füllungsmaterial für Situationen in denen Patienten unkooperativ sind und Feuchtigkeitskontrolle schwierig ist. Riva Silver ist sehr einfach und schnell anzuwenden.

- Quecksilberfrei
- Fluoride freisetzend
- Spezielle longglass Technologie

Packung	Art.-Nr.	Preis	3+1*	5+2*
50 Kapseln	164323	€ 207,35	€ 155,51	€ 148,11

**+** Aktion: Bei Abnahme von **3 Packungen Riva Silver** erhalten Sie **1 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung.** Bei Abnahme von **5 Packungen Riva Silver** erhalten Sie **2 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung.**  
Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung

**BPA FREI**  
**BisGMA FREI**  
**HEMA FREI**  
**TEGDMA FREI**

ab € 148<sup>11</sup>



**-50%**



**NEU**

CoolHead Technologie!

**KAVO**  
Dental Excellence

**EXPERT**

**NEU bei EXPERTmatic E25 L und E25 C:** Die neue KaVo CoolHead Technologie verhindert aktiv die übermäßige Erwärmung des Kopfes bei unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

KaVo EXPERT-Series – Erreichen Sie mehr mit zuverlässiger Leistung von KaVo.

- Höchste Langlebigkeit
- Effizientes Arbeiten
- Verlässliche Ausstattung
- EXPERTgrip-Oberfläche für effizientes Greifen
- Austauschbarer Wasserfilter für gleichbleibend gutes Spray
- Lichtleistung bis 25.000 Lux
- Spannzangen-Haltekraft bis 30 N
- Hartmetall-Führungsbuchse für perfekten Rundlauf des Bohrers
- Original KaVo Keramikugellager
- 24 Monate Garantie
- Made in Germany

Stück	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
E25 L Winkelstück rot 1:5	217183	€ 1.569,00	€ 784,50
E20 L Winkelstück blau 1:1	217186	€ 1.144,00	€ 572,00
E15 L Winkelstück grün 5,4:1	217187	€ 1.276,00	€ 638,00

**+** Aktion: Beim Kauf von 2 gleichen Instrumenten aus dem MASTER und EXPERT Portfolio, erhalten Sie einen Preisnachlass von insgesamt 50% auf den Listenpreis.

**ab € 572<sup>00</sup>**



**NEU**  
24 MONATE  
GARANTIE

**ab € 687<sup>00</sup>**



**KAVO**  
Dental Excellence

**MASTER**

Dentale Hand- und Winkelstücke – Leben Sie Ihren Anspruch.

- Optimaler Zugang und beste Sicht
- Einzigartige Zuverlässigkeit
- Maximale Präzision

Stellen Sie Ihr Instrument ganz nach Ihren Vorstellungen zusammen. KaVo Winkelstück-Unterteile in allen gängigen Übertragungsraten bieten dafür die beste Basis. Kombinieren Sie diese mit dem gewünschten INTRA Kopf. Schon haben Sie Ihre persönliche, optimale Lösung.

Stück	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
M25 L Winkelstück rot 1:5	244687	€ 2.136,00	€ 1.068,00
M10 L Handstück blau 1:1	244691	€ 1.374,00	€ 687,00

**+** Aktion: Beim Kauf von 2 gleichen Instrumenten aus dem MASTER und EXPERT Portfolio, erhalten Sie einen Preisnachlass von insgesamt 50% auf den Listenpreis.





# KaVo Aktion für Österreich

## **KaVo Instrumente: „Hot Deal – 50 % Off“**

Beim Kauf von 2 gleichen Instrumenten aus unserem MASTER und EXPERT Portfolio, erhalten Sie einen Preisnachlass von insgesamt 50% auf den Listenpreis.



## Equia Forte™ HT

### Generationsübergreifende Restaurationen

Aufbauend auf dem Erfolg von EQUIA Forte ist das neue EQUIA Forte HT ein dauerhaftes Bulk-Fill-Restaurationssystem mit verbesserten mechanischen Eigenschaften, überragendem Handling und verbesserter Transluzenz. Die einzigartige Glas-Hybrid-Technologie mit intelligenter Füllstoffgrößenverteilung und dem synergetischen Coating macht EQUIA Forte HT zu einer vielseitigen und langlebigen Restaurationslösung, ideal für Patienten jeden Alters, einschließlich pädiatrischen, geriatrischen und Hochkariesrisiko-Patienten.

Packung	Art.-Nr.	Preis	4+1*
A2 - 50 Kapseln	270526	€ 176,00	€ 140,80
A3 - 50 Kapseln	270527	€ 176,00	€ 140,80

**+** **Aktion:** Bei Abnahme von 4 Packungen EQUIA Forte HT erhalten Sie 1 Packung EQUIA Forte HT\*\* ohne Berechnung. Farbmix möglich. Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller



ab € 140<sup>80</sup>

4+1

ab € 146<sup>40</sup>



4+1



## Fuji® II LC

### Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Glasionomer-Restaurationmaterial

Sehr hohe Transluzenz, sichere chemische Verbindung zur Zahnstruktur, ohne Ätztechnik. Durch spezielle Kunststoffmatrix sofortiger Schutz der Füllung gegen Feuchtigkeit. Kariesprophylaxe durch Abgabe von Fluorionen.

Packung	Art.-Nr.	Preis	4+1*
A1 - 50 Kapseln	044138	€ 183,00	€ 146,40
A2 - 50 Kapseln	060096	€ 183,00	€ 146,40
A3 - 50 Kapseln	060097	€ 183,00	€ 146,40
A3,5 - 50 Kapseln	044139	€ 183,00	€ 146,40

**+** **Aktion:** Bei Abnahme von 4 Packungen Fuji II LC erhalten Sie 1 weitere Packung\*\* ohne Berechnung. Farbmix möglich.

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller



## G-ænial® A'CHORD

### Lichthärtendes Universal-Composite-Füllungsmaterial

Mit G-ænial® A'CHORD kann in jeder klinischen Situation in perfekter Harmonie gearbeitet werden. Dieses Material wurde entwickelt, um 90 % aller direkten Restaurationen mit 5 CORE-Farbtönen abzudecken. Mit einer einzigartigen Kombination von Technologien bleibt Ihre Restauration im Laufe der Zeit schön, glänzend und immerwährend intakt.

Packung	Art.-Nr.	Preis	4+1*	10+3*
Spritze 4 g/2,1 ml	*	€ 61,80	€ 49,44	€ 47,54
Unitips 15 x 0,3 g/0,16 ml	*	€ 66,20	€ 52,96	€ 50,92

**+** **Aktion:** Bei Abnahme von 4 oder 10 Packungen G-ænial® A'CHORD derselben Packungseinheit erhalten Sie 1 oder 3 Packungen\*\* ohne Berechnung. Farbmix möglich

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung  
\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller



4+1

10+3



ab € 47<sup>54</sup>



## G-Premio BOND

### Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv

Ein Universal-Bonding in nur einer Flasche, das mit allen Ätzverfahren kompatibel ist und nicht nur für direktes Bonding, sondern auch bei Reparaturen und zur Behandlung von Überempfindlichkeiten eingesetzt werden kann.

Packung	Art.-Nr.	Preisvorteil
3 x 5 ml	268057	€ 269,40



ab € 269<sup>40</sup>

G-Premio BOND  
3-Bottle Packung  
AKTION



## G-ænial® Universal Injectable

### Hochstabiles Restaurationscomposite

G-ænial® Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationscomposite mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen.

Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-ænial Universal Injectable außerordentliche Festigkeit - fester als führende feste am Markt verfügbare Composite.

Packung	Art.-Nr.	Preis	4+1*	10+3*
Spritze 1,7 g	*	€ 41,40	€ 33,12	€ 31,85



**Aktion:** Bei Abnahme von 4 oder 10 Packungen G-ænial® Universal Injectable derselben Packungseinheit erhalten Sie 1 oder 3 Packungen\*\* ohne Berechnung. Farbmix möglich

\*Unter Berücksichtigung der Gratispackung

\*\*Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 31<sup>85</sup>



4+1

10+3



## Initial™ IQ ONE SQIN

### Malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksistem

Mit GC Initial IQ ONE SQIN – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramik-system – lassen sich auf einfache Weise ästhetisch ansprechende Restaurationen für den Frontzahnbereich herstellen. Das System basiert auf der GC Initial „IQ-Philosophie“ und besteht aus verschiedenen perfekt aufeinander abgestimmten Keramikmaterialien. Wer sie gezielt kombiniert, kann monolithische und vestibulär reduzierte Verblendgerüste effizient sowie ästhetisch überzeugend vollenden.

- Für alle Restaurationen aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat
- Selbstglasierende Eigenschaften – für ein schönes, glänzendes Finish nach nur einem Brand.
- Optimal eingestellte Fluoreszenz – für einen natürlichen Look in jedem Licht.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Einführungspreis
Initial IQ ONE SQIN System Kit	302478	€ 1.412,30	€ 1.016,90

Für das Labor!

ab € 1.016<sup>90</sup>





... die erfolgreichen Restaurations- und Befestigungssysteme von GC!



G-aenial™ Family  
G-aenial Universal  
Injectable



G-aenial  
A'CHORD



GRADIA® DIRECT  
Family



Essentia®  
Family

## RESTORATIVE SOLUTIONS



## LUTING SOLUTIONS



everX Posterior®  
everX Flow®



G2-BOND Universal  
G-Premio BOND



EQUIA Forte™ HT



GC Fuji™ IX GP FAST  
GC Fuji II LC



G-CEM LinkForce™



G-CEM ONE™



FujiCEM™ 2 SL  
FujiCEM Evolve



GC AUSTRIA GmbH  
<https://www.gc.dental/europe/de-AT>

GC AUSTRIA GmbH SWISS OFFICE  
<https://www.gc.dental/europe/de-CH>





American Eagle  
INSTRUMENTS®

Die neuen Instrumente von American Eagle Instruments für die zahnärztliche Chirurgie decken viele Behandlungsbereiche ab:

Extraktion, Zahnimplantation, Osteotomie, Mikrochirurgie und mehr.

ab € 37<sup>96</sup>



### Chirurgische Kürette Lucas

Die Lucas-Kürette, wird auch Lucas-Schaber genannt.

Die präzisen Arbeitsenden wurden für die Knochenkürettage, das Debridement der Alveole nach der Extraktion und die Zystenentfernung designt.

Der ergonomische Griff ermöglicht maximalen Komfort und maximale Kontrolle der Kraftübertragung. Die matte Griffoberfläche reduziert störende Lichtreflexionen.

Produkt	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis 15%
1 × Kürette für die Chirurgie, Typ Lucas- Kürette, rostfreier Edelstahl, Größe 2,5 mm	312946	€ 44,66	€ 37,96

### Ultrafein-Schere SuperCut

Die Ultrafein-Schere vereint das Beste aus zwei Welten: die Präzision einer Mikroschere und das gewohnte Handling einer Standardschere.

Mit den ultrafeinen Arbeitsenden lassen sich Gewebeschnitte ähnlich präzise wie mit einer Mikroschere ausführen. Der SuperCut-Schliff einer der Klingen ermöglicht Schnitte so leichtgängig und präzise wie mit einem Skalpell. Die zweite Klinge ist mikroverzahnt und unterstützt den sicheren Halt von Weichgewebe und Nahtmaterial.

Durch die rasiermesserscharfe SuperCut-Klinge franst Weichgewebe nicht aus und wird maximal geschont. Gebogene Variante für den verbesserten Zugang an schwer erreichbaren Stellen.

Produkt	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis 15%
1 × Ultrafein-Schere SuperCut, Typ gebogen	312961	€ 110,63	€ 94,04



ab € 94<sup>04</sup>

ab € 387<sup>38</sup>



### Nadelhalter Mikro TC, 18 cm


Nach den höchsten Standards Chirurgie-mechanischer Handwerkskunst gefertigt. TC-Hartmetalleinsätze garantieren einen sicheren Grip und minimale Abnutzung. Keine scharfen Kanten, insbesondere am Scharnier und an den Hartmetalleinsätzen – kein versehentliches Abtrennen des Nahtmaterials möglich.

Produkt	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis 15%
1 × Nadelhalter Mikro TC, 18 cm	312848	€ 455,74	€ 387,38


### Iris-Schere

Dentalchirurgische Scheren mit feinen Spitzen für ein präzises Schnittbild über die gesamte Klinge. Auch in SuperCut Ausführung – Schnitte so sauber und präzise wie ein Skalpell.

Produkt	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis 15%
1 × Iris Schere, gerade	312952	€ 33,21	€ 28,23
1 × Iris Schere, gebogen	312950	€ 33,21	€ 28,23



ab € 28<sup>23</sup>



### XP Technology®

Kein Nachschleifen und dadurch noch feinere Instrumentenspitzen. Mehr Komfort für Anwender und Patient durch immer korrekte Spitzengeometrie. Ergonomischer, leichter Kunststoffgriff. Strapazierfähig und nach allen gängigen Verfahren wiederaufbereitbar.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Kürette XP, Kunststoffgriff Barnhart CB 5-6	199308	€ 85,80	€ 72,93
Kürette XP, Kunststoffgriff Gracey G 11-12	198581	€ 85,80	€ 72,93
Scaler XP, Kunststoffgriff 204 S	198659	€ 85,80	€ 72,93
Scaler Blackjack, XP Kunststoff	234254	€ 85,80	€ 72,93
Scaler XP, Kunststoffgriff M23	197200	€ 85,80	€ 72,93



American Eagle  
INSTRUMENTS®

Nur zwei Instrumente  
für alle Zahnflächen:  
Barnhart 5-6  
Universalkürette  
+ M23 Scaler



**AECB5-6XP** Barnhart 5-6 XP | Universal, Alternative zu Kürette M23A, XP Technology®

**AESM23XP** M23 XP | Universal, XP Technology®



**AES204SXP** S204 XP | Posterior, dünn, XP Technology®



**AESBJXP** Blackjack XP | Posterior, XP Technology®



**AEG11-12XP** Gracey 11-12 XP | Posterior, mesial, XP Technology®

**15%**  
auf  
Scaler und Küretten  
in XP Technology®  
excl. Quik-Tip Spitzen

**XP Technology®**  
für langanhaltende  
überwältigende Leistung  
ohne schärfen zu müssen

- Dünnere Arbeitsenden
- Mehr Komfort, weniger Handermüdung
- Scharfe Instrumente über die Lebensdauer



**AESSIRS** Iris-Schere, gerade, 11cm


**15%**  
auf  
die gesamte  
Chirurgie Linie

**Maximale Präzision**  
**Optimale Kontrolle**  
**Präzises Handling**  
**Angenehme Haptik**


Die neuen Instrumente für die zahnärztliche  
Chirurgie von American Eagle Instruments®  
decken viele Behandlungsbereiche ab: Extraktion,  
Implantologie, Osteotomie, Mikrochirurgie und mehr.




**AESSUFSC** Ultrafein-Schere, SuperCut, 12cm



**AESSCLU22** Chirurgische Kürette/Schaber Lucas, 2,5mm, ergonomisch



**AESREHEID2** Heidbrink-Wurzelspitzenheber 2, medium, ergonomisch




**AESNHBA** Nadelhalter Mikro, TC, 18cm

# Rebilda DC fluorescent von VOCO

Das erste Stumpfaufbau- und Wurzelstiftbestigungssystem mit aktivierender Fluoreszenz  
– sichtbar für den Zahnarzt und unsichtbar für den Patienten

ab € 76<sup>90</sup>



Mit dem dualhärtenden Stumpfaufbau- und Wurzelstiftbestigungssystem auf Composite-Basis Rebilda DC fluorescent bringt VOCO ein neues Mitglied der Rebilda-Familie auf den Markt.

Rebilda-Präparate sind seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich etabliert und genießen insbesondere durch die dentinähnlichen Eigenschaften ein großes Vertrauen in den Zahnarztpraxen.

Die bisherigen Farben dentin, weiß und blau werden nun durch eine fluoreszierende Variante ergänzt, wodurch VOCO wieder einmal mehr seinen Innovationscharakter unter Beweis stellt.

ab € 185<sup>50</sup>



## Rebilda DC fluorescent

Sichtbar für den Zahnarzt. Unsichtbar für den Patienten.

- Sehr gute Sichtbarkeit von Überschüssen und Aufbaugrenzen auch tief subgingival
- Dentinfarbenes Material für höchästhetische Restaurationen
- Beschleifbar wie Dentin
- Fließfähige Konsistenz – perfekte Adaption
- Verwendung auch im Wurzelkanal für das Einkleben des Wurzelstiftes (Rebilda Post)

- Schnelle Verarbeitung durch Lichthärtung und Sicherheit durch zusätzliche chemische Härtung

Packung	Art.-Nr.	Einführungspreis
Rebilda DC fluorescent, 1× 10 g	18296	€ 76,90
Rebilda DC fluorescent, 1× 50 g	18290	€ 185,50





## SICHTBAR FÜR DEN ZAHNARZT – UNSICHTBAR FÜR DEN PATIENTEN

- **Fluoresziert unter UV-A Licht:** Sehr gute Sichtbarkeit von Überschüssen und Aufbaugrenzen, auch tief subgingival
- **Ästhetisch:** Dentinfarbenes Material
- **Dualhärtend:** Anwendung auch im Wurzelkanal für das Einkleben des Wurzelstiftes (Rebilda Post)
- **Einfaches Handling:** Beschleifbar wie Dentin, perfekte Adaption (fließfähig)



## Rebilda® DC fluorescent



**Bis zu  
-30 %**

## ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion

Hochwirksames Konzentrat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von dentalen Absauganlagen. Es ist aldehydfrei und schäumt nicht. Dank der hohen Reinigungskraft werden auch hartnäckigere Ablagerungen entfernt.

Breites Wirkungsspektrum, hohe Materialverträglichkeit, auch in Anlagen mit Amalgamabscheidern einsetzbar. Die Absauganlage sollte je nach Belastung ein- bis zweimal täglich desinfiziert werden. Empfohlene Anwendungskonzentration: 2 %. Die regelmäßige Anwendung hilft, unangenehme Gerüche zu vermeiden.

- Sirona-Freigabe
- Planmeca-Freigabe

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 2,5 l	260252	€ 28,95	€ 20,27



**ab € 20<sup>27</sup>**

## ORBI-Sept Absauganlagenreiniger

Der ORBI-Sept Absauganlagenreiniger ist ein schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inklusive deren Abflussleitungen. Perfekte Ergänzung zur ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Bei regelmäßiger Anwendung als 5%ige Lösung 1-2 mal wöchentlich für 30 Minuten einwirken lassen. Bei Problemfällen als 10%ige Lösung anwenden und 1-2 Stunden einwirken lassen.

- Besonders schonend gegenüber empfindlichen Oberflächen
- Auf Basis von Amidosulfonsäure (saurer Reiniger)
- Entfernt wirksam Ablagerungen in der Anlage

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 2,5l	279734	€ 20,95	€ 14,67



**ab € 14<sup>67</sup>**

## ORBI-Sept Abformdesinfektion

Zur Desinfektion aller dentaler Abformmaterialien.

Die betreffende Abformung in die gebrauchsfertige Desinfektionslösung einlegen und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entnehmen. Die Abformung muss vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Alginate und Hydrokolloide nur kurz eintauchen und abtrocknen lassen. Die Abformung danach mit Wasser abspülen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen.

- Innerhalb von 1 Min. wirksam
- Gute Reinigungsleistung, löst Schmutz, Blut und Speichel

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 2,5l	262558	€ 23,95	€ 16,77



**ab € 16<sup>77</sup>**

## ORBI-Sept IND Instrumentendesinfektion

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionslösung zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauchbadverfahren. Auch geeignet zur Anwendung im Ultraschall.

Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 2,5l	262557	€ 31,95	€ 22,37



**ab € 22<sup>37</sup>**

# Cention® Forte

Das bioaktive Pulver-Flüssigkeits-Füllungsmaterial\*



## Die neue Amalgam Alternative

- Zahnfarbendes Füllungsmaterial für natürliche Ästhetik
- Hohe Festigkeit für langlebige Restaurationen
- Bioaktive Ionenfreisetzung\* zur Vorbeugung einer Demineralisierung

[www.ivoclar.com](http://www.ivoclar.com)

Ivoclar Vivadent GmbH

Tech Gate Vienna | Donau-City-Strasse 1 | A-1220 Vienna | Tel. +43 1 263 191 10

**ivoclar**

\*Freisetzung von bioaktiven Hydroxid-, Calcium- und Fluoridionen

# Ist Ihr Lichtgerät auf dem neuesten Stand?

**Geben Sie jetzt Ihr Altgerät zurück und wechseln Sie zu Bluephase® PowerCure!**

Sie möchten von einer zuverlässigen Aushärtung, kurzen Belichtungszeiten und noch vielem mehr profitieren? Jetzt ist Ihre Chance.

Geben Sie Ihr altes Lichtgerät zurück und erhalten Sie eine Gutschrift von EUR 250,00 bei Kauf Ihrer neuen Bluephase PowerCure zusammen mit einem Tetric PowerFill System Kit.

179

**1 x** Bluephase PowerCure,  
100 – 240 V  
&  
Tetric PowerFill  
System Kit Spritze  
668253BE (Listenpreis pro Stk. EUR 1,645.00)

oder

**1 x** Bluephase PowerCure,  
100 – 240 V  
&  
Tetric PowerFill  
System Kit gemischt  
691918BE (Listenpreis pro Stk. EUR 1,645.00)



Gültig von Februar 2024 bis Ende Juli 2024

Abwicklung von Retouren über Ivoclar Vivadent Außendienstmitarbeitende oder Händler.

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt., Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.07.2024 – solange der Vorrat reicht. Diese Angebote sind nicht mit gesonderten Verkaufsaktionen kombinierbar. Die Bestellung und damit auch Ihre Daten werden an den von Ihnen angegebenen Händler weitergeleitet. Ihre Bestellung ist erst durch den Vertragsabschluss mit dem Händler zu den zwischen Ihnen und dem Händler vereinbarten Preisen und Konditionen verbindlich. Die Aktionsangebote erhalten Sie nur bei den jeweils teilnehmenden Händlern.  
Ivoclar Vivadent GmbH Wien verarbeitet Ihre Daten zur Kundenbetreuung, Betreuung von Bestellungen sowie zu Marketingzwecken im Rahmen ihrer eigenen ordentlichen Geschäftstätigkeit ggf. in Kooperation mit ihren verbundenen Unternehmen (einsehbar unter [www.ivoclar.com/gruppe](http://www.ivoclar.com/gruppe)). Sie können dieser Verarbeitung jederzeit unter [dataprotectionvienna@ivoclar.com](mailto:dataprotectionvienna@ivoclar.com) widersprechen. Bei einem Widerspruch werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Details zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten finden Sie hier: [https://www.ivoclar.com/de\\_de/legal/privacy-policy](https://www.ivoclar.com/de_de/legal/privacy-policy).

[ivoclar.com](http://ivoclar.com)

**ivoclar**

# ELIO

LED-OP-Beleuchtung mit integrierter Kamera  
Ein echtes Operationsmikroskop

10%  
AKTIONSRABATT

Die ideale Ausrüstung für

- Sehhilfe
- Kommunikation
- Dokumentation
- Schulung
- Ergonomie



Verschiedene Installationsmöglichkeiten

## LICHT

Natürliches weißes Tageslicht: 6500°K ±5 %  
(4400°K-Kombinationslichtoption)  
Farbwiedergabeindex CRI>90 %  
Einstellbare Lichtintensität bis zu 50.000 Lux  
Kein Schattenwurf  
Keine UV-Strahlung und kein Wärmeeintrag  
Lüfterlos und geräuschlos

## KAMERA

60-facher Zoom  
Auflösung: 1920 x 1080p/60 reduzierte Latenz  
Sofortiger automatischer Autofokus  
Große Schärfentiefe  
Weißabgleich: automatisch, innen, außen  
Hochempfindlicher Sensor  
Adaptive Kontrastkorrektur  
Optimierte Bildqualität (Farbmetrik und Bildschärfe)  
Ausgänge: HDMI, USB-Host, USB-PC





# Unser Serviervorschlag

DIE PERFEKTEN  
PARTNER FÜR EINEN  
ABGESTIMMTEN  
WORKFLOW



Mehr erfahren unter:  
[dentsplysirona.com/x-smart-pro-plus](https://dentsplysirona.com/x-smart-pro-plus)

Man nehme den  
**X-Smart Pro+** Motor,...



...kombiniere ihn mit  
dem **SmartLite Pro  
EndoActivator**...



...und erhalte eine  
**schnelle und  
erfolgreiche Endo!**




# Leistungsstarke CAD-Software für das klinische Umfeld

Hochautomatisiert und intuitiv – heben Sie Ihre Praxis auf die nächste Stufe

OFFICIAL  
RESELLER

exocad



Ing. Gernot Gragl

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an unseren exocad-Spezialisten bei Plandent.

Von der reibungslosen Integration mit mehreren marktführenden Intraoralscannern über zuverlässige, hochästhetische Prothesendesigns bis hin zur eigenen oder externen Fertigung führt Sie ChairsideCAD Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess.

Erfüllen Sie die Nachfrage Ihrer Patienten nach Restaurationen noch am selben Tag und ziehen Sie aus dem vereinfachten, intuitiven Arbeitsablauf maximalen Nutzen.

# Es ist soweit.

Wir tun etwas für die Umwelt und schicken Ihnen den PlanDeal zukünftig in digitaler Form – wenn Sie möchten.

Tragen Sie sich jetzt für unseren Newsletter ein und verpassen Sie keine Ausgabe: [www.plandent.com/at/newsletter](http://www.plandent.com/at/newsletter)



# Plandent

Plandent GmbH

Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien | Telefon: +43 (0) 1 / 6620272 | [www.plandent.at](http://www.plandent.at)



PASTELLI®

UNIFORMS THAT STAND OUT



**Am Puls der Zeit,  
mit höchstem Qualitätsanspruch –  
exklusiv bei Plandent**

**Plandent**

Plandent GmbH

Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien | Telefon: +43 (0) 1 / 6620272 | [www.plandent.at](http://www.plandent.at)