



# ANGEBOTE

DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH  
JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ 2024

ZAHNAUFHELLUNG  
ZEMENTE | GLASIONOMERE  
DESENSIBILISIERUNG  
AKTIONEN

## ZAHNAUFHELLUNG

### POLA OFFICE+ 37,5%

#### DAS ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM FÜR DIE PRAXIS

Pola Office+ ist ein medizinisches Zahnaufhellungsmaterial, das mit minimalem Zeitaufwand durch Trauma, Krankheit oder Medikamente verfärbte oder verdunkelte Zähne behandelt. Die einzigartige Formel mit 37,5% Wasserstoffperoxid setzt die Peroxidionen schnell frei und beginnt so den Aufhellungsprozess.

### RADII XPERT

#### PROFESSIONELLE LED-POLYMERISATIONS-LAMPE

Radii Xpert, die intelligente Polymerisationslampe mit modernster LED-Technologie, liefert ein zielgenaues, konstantes Licht, das Restaurationen optimal aushärtet. Das Licht mit 1.500 mW/cm<sup>2</sup> Leistung und 440 – 480 nm Wellenlänge aus dem 4 mm-Austrittsfenster polymerisiert verlässlich jedes Komposit. Intelligente Technik zeigt Belichtungsmodus und Timing.

### SOOTHE

#### DESENSIBILISIERENDES GEL MIT KALIUMNITRAT UND FLUORID

Soothe enthält 6% Kaliumnitrat sowie 0,1% Fluorid und lindert Sensitivitäten, die durch chemische oder thermische Veränderungen auftreten können. Im Gegensatz zu anderen Gels zur Desensibilisierung beeinträchtigt Soothe den Aufhellungsprozess nicht.

### LED BLEACHING ARCH

#### LED BLEACHING AUFSATZ FÜR DEN ZAHNBOGEN

Zahnaufhellung des oberen und unteren Zahnbogens und Aufhellung vitaler und devitaler Zähne.

- |                |                                 |                                      |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Inhalt:</b> | - 5600300 Radii Xpert           | - 5600308 Radii Xpert Bleach Arch    |
|                | - 7700989 Pola Ständer 2        | - 7700464 Pola Office 3 Spritzen Kit |
|                | - 8150002 Soothe 4 Spritzen Kit | - Marketing Material                 |
|                | - 3000400 Pola Wangenhalter     |                                      |



POLA STÄNDER 2



POLA BLEACH PACK

€1.815,00

Art.-Nr. 7750073

## ZAHNAUFHELLUNG

# POLA LIGHT

#### ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

#### EIN NEUES ERWEITERTES ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM MIT LED-TECHNOLOGIE

POLA LIGHT ist ein modernes Zahnaufhellungssystem, das die preisgekrönte Aufhellungsformel von POLA mit einem LED-Mundstück für eine schnellere Aufhellungsbehandlung kombiniert.

- POLA LIGHT ist mit POLA DAY Gel erhältlich.
- Schnell wirksam, für weißere Zähne in nur fünf Tagen.
- Formuliert für sichere Entfernung von Langzeitverfärbungen.
- Für zukünftige Zahnaufhellungen voll wiederaufladbar.
- Remineralisation stärkt die Zähne.
- Extra-Hydratisierung minimiert Empfindlichkeit.



5+1

Art.-Nr. 7700985

POLA LIGHT PACKUNG

- 1 Pola LED-Mundstück
- 4 x 3g POLA DAY 6% Wasserstoffperoxid Zahnaufhellungsgel
- 1 USB-Ladekabel
- Gebrauchsanweisung



# ZEMENT

## RIVA CEM AUTOMIX

KUNSTSTOFFMODIFIZIERTER  
GLASIONOMER  
BEFESTIGUNGSZEMENT



**2+1  
TEST  
AKTION**

### VORTEILE

- Überlegene Haftung (Schmelz & Dentin)
- Höchste Biegefestigkeit
- Mehr Aufsätze / weniger Abfall im Aufsatz
- Beste Langzeit-Ästhetik
- Optionales Anpolymerisieren
- Nachhaltige Fluoridabgabe
- BPA-frei
- Farbe: hellgelb

### INDIKATIONEN

- Metallkeramik - Kronen & Brücken
- Konfektioniert/gegossen Stifte
- Metall - Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, kieferorthopädische Geräte & Stifte
- Keramik (höhere Festigkeit)<sup>1</sup> - Kronen, Brücken, Inlays & Onlays
- Keramik (niedrigere Festigkeit)<sup>1,2</sup> - Inlays

### KLINISCHER FALL



1. Ausgangssituation.



2. Riva Cem Automix mit idealer Konsistenz nach dem Ausbringen.



3. Einsetzen der Zirkonoxid-Krone. Leichte Überschussentfernung durch Anpolymerisieren.



4. Fertige Restauration.

Fotos: Dr. Yassine Harichane (FRANKREICH)

MINIMALER  
ABFALL DURCH  
SEHR KURZE  
MISCHKANÜLE



# ZEMENT

## SET / SET PP

SET PP IST EIN DUAL AUSHÄRTENDER, SELBSTÄTZENDER, SELBSTHAFTENDER KUNSTSTOFFZEMENT.

Spezieller ionglass™ Füllstoff ist ein von SDI entwickeltes, röntgensichtbares, hoch ionenfreisetzendes, reaktives Glas, welches in SDI's gesamter Produktpalette von Dentalzementen verwendet wird. seT PP setzt weitaus mehr Fluoride frei, welche die Remineralisierung der natürlichen Zähne unterstützt.

- seT PP - Selbstadhäsiver Kunststoffzement mit dualer Aushärtung
- Enthält kein Bisphenol A oder HEMA
- Hohe Haftungswerte
- Einfache Entfernung der Überschüsse
- Kein Ätzen notwendig - minimiert postoperative Sensitivitäten
- Härtet in 5 Minuten von selbst aus oder in 20 Sekunden mit einer LED-Härtelampe
- Spezielle ionglass™ Technologie - hohe Fluoridfreisetzung
- Nicht wasserlöslich
- 5 Farben für maximale Ästhetik



**5+2\***

- Art.-Nr. 8805002 seT A2 50 CAP
- Art.-Nr. 8805005 seT TRANSLUCENT 50 CAP
- Art.-Nr. 8805102 seT PP A2 SYR 2 PK
- Art.-Nr. 8805105 seT PP TRANSLUCENT SYR 2 PK



# GLASIONOMERE

## RIVA SELF CURE

Selbsthärtender, remineralisierender Glasionomer Füllungs-zement

- Chemische Haftung am Zahn
- Enthält kein BPA oder HEMA
- Exzellent für die minimalinvasive Zahnheilkunde

HEMA  
FREI

BPA  
FREI



## RIVA LIGHT CURE

Lichthärtender, kunststoffverstärkter Glasionomer Füllungs-zement

- Chemische Haftung am Zahn
- Lichtundurchlässige, orangefarbene Spitze verhindert zu frühe Aushärtung

BPA  
FREI



# 3+1\* ODER 5+2\* RIVA SELF CURE / HV RIVA LIGHT CURE / HV

## RIVA SELF CURE HV

Selbsthärtender, remineralisierender Glasionomer Füllungs-zement mit erhöhter Viskosität

- Einfaches Verarbeiten und Modellieren  
- kein Kleben am Instrument
- Chemische Haftung am Zahn
- Stopfbare Viskosität
- Abrechenbar auch für limitiert kaudruckbelastete Klasse II-Füllungen

HEMA  
FREI

BPA  
FREI



RIVA SELF CURE HV



## RIVA LIGHT CURE HV

Lichthärtender, kunststoffverstärkter Glasionomer Füllungs-zement mit erhöhter Viskosität

- Einfaches Verarbeiten und Modellieren
- Chemische Haftung am Zahn
- Flexible Bearbeitungszeit
- Klebt nicht am Instrument
- Stopfbare Viskosität
- Abrechenbar auch für limitiert kaudruckbelastete Klasse II-Füllungen

BPA  
FREI



RIVA LIGHT CURE HV



# DESENSITIZER

## RIVA STAR

SILBERDIAMINFLUORID (SDF)



## RIVA STAR AQUA

SILBERFLUORID (AgF)



- ✓ KARIESHEMMENDE WIRKUNG
- ✓ DESENSIBILISIERUNG FÜR ZWEI JAHRE UND LÄNGER
- ✓ GERINGE/KEINE VERFÄRBUNG
- ✓ TIEFES EINDRINGEN UND BIOFILM-PRÄVENTION
- ✓ ANTIMIKROBIELLE WIRKUNG
- ✓ ERHÖHUNG DER HAFTFESTIGKEIT BEI GIZ
- ✓ LAGERBEDINGUNGEN *FLASCHEN: ZIMMERTEMPORATUR  
KAPSELN: KÜHLUNG*
- ✓ WEICHGEWEBE-REIZUNG *GERINGE BESCHWERDEN*
- ✓ GERUCH/GESCHMACK *LEICHTER AMMONIAK-  
GESCHMACK UND -GERUCH*
- ✓ NICHTINVASIVES/MINIMALINVASIVES VERFAHREN

# 2+1 TEST AKTION



KANN  
KOSTENLOS  
ANGEFORDERT  
WERDEN

RIVA STAR KAPSELN  
Art.-Nr. 8800505

RIVA STAR FLASCHEN KIT  
Art.-Nr. 8800535

RIVA STAR AQUA KAPSELN  
Art.-Nr. 8800525

RIVA STAR AQUA FLASCHEN KIT  
Art.-Nr. 8800530

# AKTION LUNA 2 MIT RADII CAL CX

PAKET 1

Im Paket enthalten:

**12 x LUNA 2** Farben nach Wahl  
**1 x RADII-CAL CX**



12 x 4 g Spritze  
Farben nach Wahl



12 x Complets à 0,25 g  
Farben nach Wahl



RADII-CAL CX  
Art.Nr.: 5600110

# AKTION LUNA 2 / FLOW / FLOW LV MIT RADII CAL CX

PAKET 2

Im Paket enthalten:

**10 x LUNA 2** Farben nach Wahl  
**10 x LUNA FLOW / FLOW LV** Farben nach Wahl  
**1 x RADII-CAL CX**



10 x 4 g Spritze  
Farben nach Wahl



10 x Complets à 0,25 g  
Farben nach Wahl



10 x Complets à 0,25 g  
Farben nach Wahl



10 x 2 g Spritze  
Farben nach Wahl



RADII-CAL CX  
Art.Nr.: 5600110

# AKTION LUNA 2 / ZIPOND MIT RADII XPERT

PAKET 3

Im Paket enthalten:

**20 x SPRITZEN LUNA 2** Farben nach Wahl  
**3 x FLASCHEN ZIPOND**  
**1 x RADII XPERT**

BPA  
FREI

20 x 4 g Spritze  
Farben nach Wahl



3 x 5ml Zipbond  
Universal Flaschen Refill



BPA  
FREI  
HEMA  
FREI

20 x Complets à 0,25g  
Farben nach Wahl



RADII XPERT  
Art.-Nr. 5600300



# AKTION RIVA GIC MIT ULTRAMAT 2

RIVA SONDERPAKET

Im Paket enthalten:

**10 x RIVA GLASIONOMER PACKUNGEN** Farben nach Wahl  
**1 x ULTRAMAT 2 - KAPSELMISCHER**



10 x Packung RIVA GIC  
nach Wahl

Ultramat 2 - Art.Nr.: 5546052  
(inkl. Anschlusskabel)



# UNIVERSALKOMPOSIT

## JETZT NEU! – LUNA 2

Festes Universalkomposit mit verbesserter Verarbeitung und Röntgenopazität sowie leichter Farbanpassung für lebensechte Ästhetik. Verlässliche mechanische Eigenschaften für exzellente klinische Leistung.



4+1\*

10+3\*

je 20 Complets à 0,25g  
in 12 unterschiedlichen Farben

je 4g Spritze  
in 12 unterschiedlichen Farben



### EIGENSCHAFTEN

Fantastisches Handling: klebt nicht, ist standfest, leicht stopf- und modellierbar

BPA-frei für gesundheitsbewusste Patienten

VITA-Farben mit „Logical Shade Matching Technology“ und Chamäleon-Effekt für leichtere und einheitliche Farbauswahl, mit exzellenter Farbstabilität

Hohe Röntgenopazität von 250% Al für deutlichen Kontrast zum angrenzenden Schmelz und Dentin und damit leichte und präzise Röntgendiagnostik

Dentinähnliche Biegefestigkeit für Klasse III-, IV- und V-Füllungen und approximale Kästen

Hohe Druckfestigkeit für okklusale Belastbarkeit bei Klasse I & II und Stumpfaufbauten

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate

# FLOWABLE KOMPOSIT

## JETZT NEU! – LUNA FLOW+LUNA FLOW LV

Extra festes fließfähiges Komposit mit Verschleißbeständigkeit, hoher Röntgenopazität und einheitlicher Farbanpassung. Zwei Viskositäten wählbar, für jede klinische Situation.

PERFEKT FLIESSFÄHIG. PERFEKT STANDFEST.

Fließt wenn gewünscht, bleibt dann standfest für hervorragendes Handling und zieht keine Fäden

Sehr hohe Röntgenopazität von 265% Al, exzellente Eignung als röntgenopakes Unterfüllungs- oder Liner-Material

Außerordentliche Druckfestigkeit von 421 MPa für sehr belastbare Füllungen

Hohe Biegefestigkeit von 128 MPa für Klasse V-Füllungen

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate

Wahlmöglichkeit zwischen regulärer (Luna Flow) und niedriger (Luna Flow LV) Viskosität für jede klinische Situation



je 20 Complets à 0,2g  
in 12 unterschiedlichen Farben



4+1\*

10+3\*

je Spritze 2g  
in 12 unterschiedlichen Farben



# ADHÄSIV

## ZIPBOND UNIVERSAL ADHÄSIV

Zipbond Universal ist ein fluoridabgebendes Ein-Komponenten-Universaladhäsiv für die Self-Etch-, Selective-Etch- und Total-Etch-Technik. Zipbond Universal sorgt verlässlich und reproduzierbar für feste Haftung zwischen verschiedenen beschaffenen Zahnflächen und einer Vielzahl von Restaurationsmaterialien

### EIGENSCHAFTEN

- Verlässlich hohe Haftfestigkeit auf Dentin und Schmelz
- Bonding auf feuchtem und trockenem Dentin
- Patentierte Kombination von Adhäsivmonomeren
- Vorhersagbare Haftfestigkeiten auf indirekten Materialien
- Effektive Hybridisierung
- Exzellente Kontrolle



5+2\*

3+1\*

ZIPBOND UNIVERSAL FLASCHEN REFILL  
Art.-Nr. 8100502



WWW.FACEBOOK.COM/SDI.GERMANY  
WWW.SDI.COM.AU  
WWW.POLAWHITE.COM.AU

SDI Germany GmbH  
Deutschland: 0800 1005759

AKTIONEN NUR ÜBER AUTORISIERTEN  
DENTALFACHHANDEL ERHÄLTlich

\*Angebote können nicht kombiniert werden. Angebote gültig vom 1. Jan. – 31. März 2024. Beim Kauf von 3 bzw. 5 Packungen einer Ausführung erhalten Sie 1 bzw. 2 weitere Packungen der gleichen Ausführung oder bei Produkten mit unterschiedlichen Farben die Farbe A3 dazu. WICHTIG: Gemäß § 9 GGZ ist der Zahnarzt verpflichtet, Preisnachlässe und Einkaufsvorteile jeglicher Art an den Patienten weiterzugeben. Angebote nur in Deutschland und Österreich gültig. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer vorbehalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber SDI Germany GmbH unter: Germany@sdicom.au widersprechen



YOUR  
SMILE.  
OUR  
VISION.