

flaesh.com

# fläsh.

Whitening, just whiter.



**WHITEsmile®**  
Made in Germany

# fläsh.

## Whitening System



## Zahnaufhellung mit Konzept

### Weit mehr als perfekte Aufhellungsergebnisse

bluedenta als exklusiver Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und die Niederlande bietet Ihnen gemeinsam mit der BFS health finance und der OPTI Zahnarztberatung durch fläsh ein Rundum-Sorglos-Konzept vom Material über die Finanzierung bis hin zur Integration in die Praxis. Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Konzept zur Einführung bzw. Erweiterung Ihres individuellen Ästhetik-Angebots. Gehen Sie mit der Zeit und steigern Sie die Attraktivität und Rentabilität Ihrer Praxis.



## Ohne Anfangsinvestitionen

### Direkt durchstarten – ohne Liquiditätsbedarf

Mit dem einmaligen Pay-per-use-Konzept der BFS health finance nutzen Sie das fortschrittlichste Zahnaufhellungssystem ganz ohne Anfangsinvestition. Sie bekommen direkt nach der Zahnaufhellungsbehandlung Ihr Geld abzüglich der Pay-per-use-Rate. Um den Rest kümmert sich die BFS. Einfach. Machen.



## Perfekte Integration in Ihrer Praxis

### Wirkungsvolle Unterstützung – durch individuelle Beratung

Die professionelle Zahnaufhellung erfreut sich einer stark wachsenden Patientennachfrage und bietet für die Praxis eine perfekte Ergänzung im ästhetischen Bereich. OPTI Zahnarztberatung unterstützt Sie bei der Integration der Leistung in Ihren Praxisalltag und berät Sie u.a. zu den Themen Patientenansprache, Einbestellungssystematiken und Marketing.

## Zahnaufhellung, wie Sie es sich schon immer gewünscht haben.

- Schonende Zahnaufhellung mit perfekten Ergebnissen – begeisterte Patienten in Ihrer Praxis
- Intuitive Behandlung mit allem, was Sie brauchen – verlässliche Ergebnisse – jedes Mal
- Auf Wunsch: Keine Anfangsinvestition  
Sie zahlen nur nach erfolgter Behandlung.
- Perfekte Integration in Ihre Praxis – individuelle Beratung und Marketingbetreuung nach Ihren Bedürfnissen



# fläsh.

## Whitening Lamp

### Intuitive Bedienung – sichere Anwendung

Neueste Hochleistungs-LED- Technologie mit einem hoch intensiven, fokussierten Lichtspektrum mit sichtbarem blauem Licht. Hohe Lebenserwartung der LEDs von mehr als 10.000 Anwendungen. Ergonomische Bedienung mit dem easy-lock System für perfekte Positionierung vor dem Patienten. Spezialeinstellungen für sensible Zähne und Einzelzahnaufhellung. Lichtoutput variierbar. Intuitive Bedienung mit Vollfarb-Touchscreen mit visueller Bedienungsanleitung. Optimale Abstimmung mit fläsh Chairside Light Whitening Gel. Ungefährliche Arbeitstemperatur.

#### System

- fläsh Whitening Lampe,  
Hochleistungs-LED-Technologie,  
Lichtspektrum 465 nM,  
190 mW/cm<sup>2</sup>, 100–240 V
- 3 Schutzbrillen
- Zeitkartensystem für fläsh  
Zahnaufhellungsgel




**Leichte  
Positionierung**  
Gasdruckfeder

**Innovatives  
fläshcard  
System**

## Touchscreen mit Farbdisplay

### 3 Aufhellungsprogramme

Konstant, Pulsierend & Einzelzahnaufhellung




### Geführte Behandlung



### Intuitives Arbeiten

Visuelle Bedienungsanleitung



### fläshcard

Zeitmanagement System



### Video

Die Behandlung – Schritt für Schritt  
[www.fläsh.com](http://www.fläsh.com)



CE

# fläsch.

## Chairside Light Whitening System

### Mit Spezialisten entwickelt – Perfekte Ergebnisse

fläsch Chairside Light Whitening 6 % Wasserstoffperoxid mit aktivem Chlorophyll erlaubt die licht unterstützte Chairside-Zahnaufhellung gemäß der EU-Kosmetik-Richtlinie. Effektive Zahnaufhellung in 4 x 15 Minuten in einer Sitzung. Schonende und schmerzfreie Anwendung.

Optimale Ergebnisse durch die Kombination mit fläsch Whitening Lamp. Die Behandlung kann durch nachfolgende Anwendung von fläsch Take Home Whitening intensiviert werden.

*(Für die sichere Zahnaufhellung mit medizinischer Indikation steht fläsch Chairside Light Whitening 32 % Wasserstoffperoxid zur Verfügung. Zahnaufhellung in 3 x 15 Minuten in einer Sitzung.)*



Grün eingefärbtes Gel  
für exaktes Auftragen



Exakte Positionierung  
am Lippenabhalter



Flexible Lippenabhalter  
für einfaches Einsetzen

- Material je Patient im 2er-Kit **LIGHT WHITENING AC** Gel in 4 g-Doppelkammer-Spritzen für 3-4 Anwendungszyklen
- **GINGIVA PROTECTOR** lichthärtend in 1,5 g-Spritzen
- **AFTER WHITENING MOUSSE** zur Desensibilisierung und Remineralisierung
- Vitamin E Öl als Lippenschutz und bei HP Flecken

- Zeitkarte mit minutengenaue Abrechnung 60 Minuten je Gelspritze, Einzelzahnaufhellungen ohne Zeitberechnung
- fläsch Lippenabhalter, autoklavierbar
- fläsch Whitening Toothpaste, 75 ml, lime-mint Geschmack
- 6 % Wasserstoffperoxid (kosmetische Zahnaufhellung)

(Auch erhältlich 32 % Wasserstoffperoxid zur Anwendung nur mit medizinischer Indikation **CE 0123** )



# fläsch.

## Take Home Whitening System

### Mit laborgefertigten Zahnschienen

- **HOME WHITENING** Gel in 3 ml-Spritzen
- **AFTER WHITENING MOUSSE** zur Desensibilisierung und Remineralisierung
- **Tiefziehfolien** zur Herstellung der Zahnschienen
- **Lichthärtender Blocker** zum Auftragen auf Zahnmodelle

#### Konzentrationen:

10 % CP (~ 3,5 % HP)  
zur Anwendung über Nacht

16 % CP (~ 5,6 % HP)  
zur Anwendung über Nacht oder am Tag

CP = Carbamidperoxid  
HP = Wasserstoffperoxid





# fläsch.

Whitening Zahnpasta  
Care & Repair

**Intensive Pflege für weißere  
Zähne mit 30 % Xylitol und  
15 % Hydroxylapatit**

fläsch Whitening-Zahnpasta ist die ideale Pflege für weiße Zähne – vor und nach der Zahnaufhellungsbehandlung. Zur täglichen Anwendung. Auch für empfindliche Zähne. Stärkt den Zahnschmelz mit Hydroxylapatit. Doppelter Kariesschutz mit Natriumfluorid und hohem Xylitol Anteil. Milde Putzkörper.



- 1100 ppm Natriumfluorid, 30 % Xylitol, 15 % Hydroxylapatit.
- Ohne SLS. Ohne Triclosan. Ohne Bleichmittel.
- Geschmack: lime-mint, 75 ml.

Whitening Pen  
Tooth Whitening to go

**Zahnaufhellungstift zur  
Auffrischung des Weißgrads  
der Zähne**

- 4 ml, 16 % CP (~ 5,6 % HP)
- Geschmack: mint




# fläsh.

## Tooth Whitening App

**Mit der neuen virtuellen fläsh Zahnaufhellungs-App können die Patienten den kosmetischen Erfolg einer Zahnaufhellung sofort selbst erleben.**

- Aufhellung der Zähne anhand neuer oder bestehender Bilder aus der Bibliothek Ihres Smartphones
- Präzise und einfache Erfassung der Zähne
- Einstellbare Helligkeits-Simulation mit automatischer Erkennung von Lichtbedingungen auf Ihrem Bild
- Speichern von Fotos
- Vorher/Nachher-Vergleich
- Teilen Sie Fotos per E-Mail, Facebook oder Twitter



Laden Sie Ihre kostenfreie fläsh App für Android und iPhone.

# fläsch.

## Produktüberblick



### 3401 fläsch Whitening Lampe

1 x Whitening Lampe / 3 Schutzbrillen / 1 Werbebild Acryl, 60 x 60 cm

### 3107 fläsch Chairside Light Whitening System

**2-Patienten-Kit, 2 x Gel, 6 % HP, 4 g** / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g  
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml / 4 x Watterolle, 9 cm  
2 x Lippenabhalter / 2 x Vitamin E, 0,4 ml / 2 x fläsch Whitening  
Toothpaste, 75 ml / + 120 Minuten Zeit [Kosmetische Zahnaufhellung](#)



### 3102 fläsch Chairside Light Whitening System

**2-Patienten-Kit, 2 x Gel, 32 % HP, 4 g** / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g  
2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml / 4 x Watterolle, 9 cm  
2 x Lippenabhalter / 2 x Vitamin E, 0,4 ml / 2 x fläsch Whitening  
Toothpaste, 75 ml / + 120 Minuten Zeit [Medizinische Zahnaufhellung nur mit medizinischer Indikation](#)

### 3201 fläsch Take Home Whitening System

**1-Patient-Kit, 4 x Gel, 10 % CP, 3 ml**  
1 x After Whitening Mousse, 3 ml  
2 x Folie / 1 x Blocker / 1 x Traybox [Kosmetische Zahnaufhellung](#)



### 3202 fläsch Take Home Whitening System

**1-Patient-Kit, 4 x Gel, 16 % CP, 3 ml**  
1 x After Whitening Mousse, 3 ml  
2 x Folie / 1 x Blocker / 1 x Traybox [Kosmetische Zahnaufhellung](#)

### 3310 fläsch Whitening Pen

4 ml, 16 % Carbamide Peroxide  
Geschmack: mint  
[Kosmetische Zahnaufhellung](#)



### 3320 fläsch Whitening Toothpaste

75 ml, 30 % Xylitol,  
15 % Hydroxylapatite  
Geschmack: lime-mint



flaesh.com

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# fläsh.

Zahnaufhellung  
mit Konzept.

## Kontakt & Fragen



**bludenta GmbH**

Alte Gasse 6

40489 Düsseldorf

Deutschland

Hotline: 0800 - 44 88 449

Fax: 03222 - 394 724 8

bludenta@flaesh.com

www.flaesh.com

## Partner

**OPTI**  
der zahnarztberater



## Hersteller



**WHITEsmile GmbH**

Weinheimer Straße 6

69488 Birkenau

Deutschland