

# ORBIS 2021

Eine klare Sache für Praxis und Labor



ORBIS-Green –  
die nachhaltige  
Alternative.



[orbis-dental.de](http://orbis-dental.de)

**ORBIS**



## Neuer Online-Shop

[www.orbis-dental.de](http://www.orbis-dental.de)

- + Online-Katalog – 24/7 verfügbar
- + Details zu allen Artikeln
- + Stöbern in den einzelnen Kategorien für Praxis und Labor
- + Preise und Verfügbarkeitsstatus immer aktuell
- + Sicherheitsdatenblätter inklusive
- + Infos rund um die Produktserien wie z. B. ORBI-Bite, ORBI-Prophy, ORBI-Sept, ORBI-Steel, ORBI-Touch, ORBIS-Green



Katalog-Download:  
[www.orbis-dental.de/  
katalog](http://www.orbis-dental.de/katalog)



Immer aktuell:  
[www.orbis-dental.de/  
produktneuheiten](http://www.orbis-dental.de/produktneuheiten)



ORBIS-Produktserien:  
[www.orbis-dental.de/  
produktserien](http://www.orbis-dental.de/produktserien)

# ORBIS GREEN

Die nachhaltige  
Alternative in Ihrem  
dentalen Alltag.



  
cruelty free



## Maisstärke-Flosser

Zahnreinigungssticks mit Griffen aus  
40 % Maisstärke und 60 % PP-Materialien.  
Verpackt in umweltfreundlicher Papiertüte



## Mundspülbecher

Plastikfreie Mundspülbecher aus Hartpapier  
mit PLA-Beschichtung – geruchs- und  
geschmacksneutral

# Unsere Neuheiten



ab **24,95**

## ORBI-BulkFill

Das ORBI-BulkFill Composite ist ein lichthärtendes, fließfähiges, hoch radiopakes (210 % Al) Seitenzahn-Composite für die direkte Füllungstherapie und die Verarbeitung in der BulkFill-Technik.

- Einfache Anwendung: dank seiner leichtfließenden Eigenschaft
- Mehr Effizienz und Zeitersparnis: Schichtstärke bis zu 4 mm
- Keine abschließende Okklusionsschicht notwendig für Kavitäten Klasse I
- Schnell, einfach, sicher
- Universeller Dentinfarbtönen
- 100 % frei von Bis-GMA = 100 % biokompatibel

Kapseln 20 x 0,25 g	<b>278273</b>	<b>57,95</b>
Spritze 2 g	<b>278272</b>	<b>24,95</b>



**34,95**

## ORBIS Cavity Liner LC

Lichthärtendes, röntgensichtbares Calciumhydroxid zur indirekten Pulpenüberkappung und Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien

- Zeitsparend
- Lichthärtend
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Säureresistent

Spritzen 2 x 2 ml 20 Applikationskanülen	<b>282601</b>	<b>34,95</b>
---	---------------	--------------



**89,95**

## ORBIS ResinoCal LC

ORBIS ResinoCal LC ist ein lichthärtendes, harzverstärktes Pulpaüberkappungsmaterial mit MTA-Füllstoffen für direkte und indirekte Pulpaüberkappung unter allen Restaurationen, das als Barriere und zum Schutz der Pulpa entwickelt wurde. ORBIS ResinoCal LC kann dank seiner thixotropen Eigenschaft und mithilfe der mitgelieferten ORBIS ResinoCal Spitze auch bei tiefgehenden Kavitätenpräparationen sehr präzise appliziert werden. Durch die Lichthärtung kann das Material anschließend kontrolliert ausgehärtet werden.

- Lichthärtend
- 100 % biokompatibel (frei von BIS-GMA)
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Schützt die Pulpa
- Unterstützt die Bildung von sekundärem Dentin

Spritzen 4 x 1 g 24 Applikationskanülen	<b>282600</b>	<b>89,95</b>
--	---------------	--------------



## ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish ist ein fluoridhaltiger Zahndesensibilisierungslack für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen. Er haftet an feuchten Oberflächen und toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel. ORBIS Fluoride varnish ist eine ethanolische Suspension aus Kolophonium mit künstlichem Aroma und der süßenden Wirkung von Xylitol. 1 ml ORBIS Fluoride varnish beinhaltet 50 mg Natriumfluorid, was 22,6 mg Fluorid entspricht.

- Minzgeschmack

Tube 10 ml	<b>282602</b>	<b>24,95</b>
------------	---------------	--------------



**24,95**

# neiten!

## ORBIS-Green Nitrilhandschuhe

- Besonders hautfreundlich
- Ohne Naturkautschuklatex-Proteine
- Ohne Vulkanisationsbeschleuniger
- 17 % weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen und 12 % weniger Wasserverbrauch in der Produktion
- Mintgrün

### Packung 100 Stück

Größe: XS	278820	9,95
Größe: S	278821	9,95
Größe: M	278822	9,95
Größe: L	278823	9,95
Größe: XL	278824	9,95

ORBIS-Green – die nachhaltige Alternative in Ihrem dentalen Alltag.

9,95



## Zahnsonden Rundgriff

4,75



### Stück

Figur 8	278800	4,75
Figur 9	278801	4,75
Figur 17	278802	4,75
Figur 23	278803	4,75

## ORBIS Zahnpinzette nach Meriam

- Rostfreier Edelstahl

7,95

PREMIUM INSTRUMENT

### Stück

Pinzette nach Meriam	278799	7,95
----------------------	--------	------



## Mundspiegelgriffe

3,95

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

8-Kant-Griff	278804	3,95
--------------	--------	------



## ORBI-Prophy Powder PLUS

- Basis Tagatose
- Supra- und subgingivale Anwendung
- Hervorragende Reinigungs- und Politurwirkung
- Geringe Abrasivität
- Korngröße 15 µm
- Neutraler Geschmack

19,45

Flasche 120 g	278006	19,45
---------------	--------	-------



11,25

PREMIUM INSTRUMENT

## ORBI-Steel Mundspiegelgriff Ergoform

- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl
- Hohl gearbeitet

### Stück

	278796	11,25
--	--------	-------



Preise für Schutzausrüstung und Desinfektionsartikel unterliegen aktuell starken Preisschwankungen. Den aktuellen Tagespreis erfahren Sie bei Ihrem ORBIS Fachhändler.

## A

Abfallbeutel .....	101
Abformlöffel Ehrlicke, perforiert .....	13
<b>Abformung .....</b>	<b>8-18</b>
Absaugkanüle, chirurgisch .....	97
Absaugkanülen .....	97
Adhäsiv-Liquids .....	14
Alginat Blue .....	8
Alginat Color .....	8
Alginat Plus .....	8
Anmischblocks aus Hartfolie .....	43
Anmischblocks aus Papier .....	43
Anmischplatten aus Glas .....	43
Anmischspatel .....	14
Artikulationspinzette .....	53
A-Silikon classic .....	9
A-Silikon dynamic .....	9
Ätzgel (Phosphorsäure) .....	40
Ausblasdüsen .....	120

## B

Big Brush .....	138
Bissnehmewachs .....	12
Bisswälle, vorgeformt .....	13
Bohrerbadbehälter, 3-teilig .....	33
Bohrerreinigungsbürste .....	62
Brennträgerpinzette .....	127

## C

Chemikalienschutzhandschuh .....	87
C-Silikon Knetmasse .....	10
C-Silikon Korrekturmasse .....	10

## D

Dappenbehälter .....	102
<b>Desinfektion / Sterilisation .....</b>	<b>19-36</b>
Desinfektionswanne .....	33
Dial Caliper N .....	139
Diamantpolierpaste .....	135
Diamantscheibe, flexibel .....	128
Diamantscheibe HT, flexibel .....	128
Dowel-Pins .....	111
Druckverschlussbeutel .....	102, 142
Dry Pads .....	101
<b>Dublieren / Härten .....</b>	<b>115</b>
Dubliergel .....	115
Dublierküvette .....	115
Dubliersilikon .....	115
Dynamische Mixing Tips .....	18

## E

<b>Einbetten / Gießen / Löten .....</b>	<b>120-122</b>
<b>Einmalartikel Praxis / Sonstiges .....</b>	<b>85-103</b>
<b>Einmalartikel Labor / Sonstiges .....</b>	<b>142-143</b>
Einmalhandtücher aus Zellstoff .....	88
Einmalhandtücher, grün .....	88
Einmalhandtücher mit Designprägung .....	88
Einmalhandtücher, recycelt .....	89
Einmalzahnbürsten plus .....	70
Elektrolyt .....	120
Endo-Box black .....	62

## F

Flaschenzubehör, Leerflaschen .....	32
Flosser .....	78
<b>Füllungsmaterialien .....</b>	<b>38-45</b>

## G

Gipslöser .....	109
Gipsmesser .....	110
Gipsschneidezange .....	140
Gipsschütte .....	110
Gipsspatel .....	110
Gummipolierer .....	131
Gussküvetten .....	120
Gusstrichterformer für Gusschleudern .....	121
Gusstrichterformer für Vakuum-Druck-Gießgeräte ....	121
Gusswachsplatten .....	118
Guttapercha-Spitzen .....	61

## H

Halteklemme, nach Mosquito .....	141
Halter für Interdentalbürsten .....	76
Handtuchspender aus Edelstahl .....	89
Hedstroem-Feilen .....	60
Heidemannspatel .....	51
Hohlmeißelzange .....	56

## I

<b>Instrumentarium Praxis .....</b>	<b>46-59</b>
<b>Instrumentarium Labor .....</b>	<b>136-141</b>
Interdentalbrush .....	77
Interdentalbürsten für Halter (IDBH) .....	76
Interdentalbürsten mit integriertem Griff (IDBG) .....	77
Interdentalbürsten ohne Griff (IDB) .....	77
Interdentalkaile .....	44
Interdental Soft Pick .....	78
Intraoral-Tips .....	18
<b>Isoliermittel / Knetmassen .....</b>	<b>123-125</b>

## K

Kältespray .....	66
Kalt-Sofort-Komresse .....	66
Kanisterzubehör .....	32
K-Bohrer .....	60
Keramik-Ätzel (Flusssäure) .....	40
Keramogrip .....	141
K-Feilen .....	60
Kombipinsel .....	138
Kondensierspatel .....	137
Kronenscheren .....	53
Kronenscheren .....	141
<b>Kunststofftechnik .....</b>	<b>126</b>
<b>Kunststofftechnik / Keramik .....</b>	<b>127</b>
Kugelstopfer .....	52
Küvette .....	125
Küvettenbügel Nirosta .....	125

## L

Leerdose (Alginate) .....	15
Leerdose (Wipes) .....	29
Lötpinzette .....	141

## M

Magnetbohrerstände .....	128
Magnetbohrerstände mit Topf .....	128
Magnet-Split-System .....	114
Mandrells .....	132
Matrix-Strips .....	45
Matrizenband .....	45
Messbecher (Desinfektionslösung) .....	33
Messbechersatz I (Alginate) .....	15
Messbechersatz II (Alginate) .....	15
Mischbecher aus Silikon .....	110
Mischbecher, flexibel .....	14
Mischkanülen .....	16
Mischpistole .....	18
Modellierbesteck .....	136
<b>Modellherstellung .....</b>	<b>106-114</b>
<b>Modellieren .....</b>	<b>116-119</b>
Modellierinstrument .....	137
Modellierinstrumente Keramik .....	137
Modellierinstrumente Thomas .....	137
Modellierinstrumente Thomas Color .....	137
Modellierwachs .....	118
Modellsägen .....	112
Modellstifte, Bogenpin-Technik .....	111
Muffelringeinlage .....	122
Muffelzange .....	122
Mulltupfer .....	100
Mundschutz mit Bändern .....	90
Mundschutz mit Gummizug .....	90
Mundspiegel, frontbeschichtet .....	49

Mundspiegelgriffe .....	3, 50
Mundspiegel RS .....	49
Mundspiegel RS, hauchfrei .....	49
Mundspülbecher .....	91
Mundspülbeckenreiniger .....	23
Mundspülglas .....	92

## N

Nadelhalter nach Mathieu .....	54
Nasskreppservietten .....	93
Nasskreppservietten premium .....	93
Normtrays aus Aluminium .....	59
Normtrays aus Edelstahl .....	59

## O

<b>Oberflächenbearbeitung .....</b>	<b>124-135</b>
Occlu Artikulationsgips .....	106
Occlublast .....	135
Occlubaster .....	106
Occludur .....	106
Occlumedanit .....	107
Occluroc .....	107
Occlusionsspray plus .....	84
Occlu Sockelgips .....	108
OccluStone Premium .....	108
Occlu-superstone .....	108
ORBI-Applikationskanülen .....	40
orbibite .....	11
ORBI-Bitebox .....	99
orbibite granit .....	11
orbibite green .....	11
orbibite transpa .....	12
ORBI-Bond SE one .....	41
ORBI-Bond TE Acetonfrei .....	41
ORBI-Brush .....	42
ORBI-BulkFill .....	2, 38
ORBI-CHX free .....	69
ORBI-Clean Orange .....	31
ORBI-Flex Scaler .....	81
ORBI-FlowX .....	39
ORBI-fresh .....	69
ORBI-HiFil easy .....	39
ORBI-HiFil supremeX .....	39
ORBI-HiSilber .....	38
ORBIject Kanülen .....	67
ORBI-Kürette Columbia .....	46
ORBI-Kürette Gracey .....	46
Orbilock Abformlöffel .....	13
OrbiMedanit S .....	107
ORBI-Office Bildschirmreiniger .....	103
ORBI-Orthobox .....	99
Orbi-Pastenhärter universal Technik .....	123

ORBI-Pins .....	111	ORBI-Steel Mundspiegelgriff Ergoform .....	3, 50
ORBIpol alloy-F .....	64	ORBI-Steel Pinzette College .....	48
ORBIpol ceram-P .....	64	ORBI-Steel Raspatorium Williger .....	56
ORBIpol-discs .....	63	ORBI-Steel Scharfer Löffel Hemingway .....	50
ORBIpol micro-P .....	64	ORBI-Steel Tamponstopfer Luniatschek .....	54
ORBIpol tec .....	64, 132	ORBI-Steel Teleskopkronenzange .....	54, 140
ORBIpol universal .....	65	ORBI-Steel Zahnsonde .....	47
ORBI-Prophylaxe Polierer .....	79	ORBI-Steel Zementspatel .....	51
ORBI-Prophy Paste .....	81	ORBIS Trennscheiben .....	129
ORBI-Prophy Paste Vario Polish .....	81	ORBIS Trennscheiben Fiber-Disk .....	129
ORBI-Prophy Powder classic .....	80	ORBI-Strips diamantiert .....	62
ORBI-Prophy Powder PERIO .....	80	ORBIS Zahnpinzette nach Meriam .....	3, 48
ORBI-Prophy Powder PLUS .....	3, 80	ORBI-Tec Knetmasse A85 .....	109
ORBI-Prophy Powder SOFT .....	80	ORBI-Temp K&B .....	84
ORBI PROtray LC .....	125	ORBI-Tips .....	42
ORBI-Scaler .....	47	ORBI-Touch eco plus IC .....	86
ORBI-Scan Stone .....	109	ORBI-Touch Handcreme .....	21
ORBIS Cavity Liner LC .....	2	ORBI-Touch Hand- und Nagelbalsam .....	22
ORBIS Cavity Liner LC .....	68	ORBI-Touch Handwaschlotion .....	21
ORBIS Chirurgische Pinzette .....	55	ORBI-Touch nitril color .....	85
ORBI-Sept Abformdesinfektion .....	19	ORBI-Touch nitril soft white .....	85
ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion .....	22	ORBI-Touch protect Händedesinfektion .....	20
ORBI-Sept Bohrerbad .....	30	ORBI-Touch protect Händedesinfektion (Arznei) .....	19
ORBI-Sept Flächendesinfektion .....	24	ORBI-Touch protect Händedesinfektion HD+ .....	20
ORBI-Sept Flächendesinfektion alkoholfrei .....	23	ORBI-Touch protect Händedesinfektionsgel .....	20
ORBI-Sept Flächendesinfektion Konzentrat .....	26	ORBI-Touch protect Hautschutzcreme .....	21
ORBI-Sept Flächendesinfektion Plus .....	25	ORBI-Touch Spender 1000 .....	35
ORBI-Sept Flächendesinfektion sensitive .....	24	ORBI-Touch Supreme .....	86
ORBI-Sept Flächendesinfektion sensitive NE .....	25	ORBI-Touch Vinyl PF .....	86
ORBI-Sept Instrumentendesinfektion .....	30	ORBI-Touch works .....	87
ORBI-Sept Wet Wipes .....	27	ORBI-WHO Parodontalsonde .....	46
ORBI-Sept Wet Wipes, alkoholfrei .....	26	ORBI-Wipes .....	28
ORBI-Sept Wet Wipes Sensitiv NE .....	28	ORBI-Wipes Mikrovliestücher, ungetränkt .....	29
ORBI-Serviettenhalter .....	58	ORBI-Wipes Spendereimer .....	29
ORBIS Fadenleger .....	54	ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt .....	29
ORBIS Filter .....	142		
ORBIS Fluoride varnish .....	2, 69	<b>P</b>	
ORBIS-Green Bambuszahnbürste .....	70	Panoramafilmtaschen .....	82
ORBIS-Green Flosser .....	78	Papierspitzen, color .....	61
ORBIS-Green Mundspülbecher .....	91	Papierspitzen, weiß .....	61
ORBIS-Green Nitrilhandschuhe .....	3, 85	Patientenumhänge .....	94
ORBI-Sil Scan .....	9	Pinselfansätze .....	42
ORBIS Pinselbürsten .....	134	Pinselfet .....	138
ORBIS Polierbürsten, Holzkern .....	133	Pinzette College RS .....	48
ORBIS Polierbürsten, Kunststoffkern .....	133	Planstopfer .....	52
ORBIS Polierbürsten, schmal, Metallkern .....	133	Polycarbonatkronen .....	83
ORBIS Radbürsten, montiert .....	134	<b>Präparate und Injektion .....</b>	<b>66-67</b>
ORBIS Radbürsten, unmontiert .....	134	Präparatespender .....	35
ORBIS ResinoCal LC .....	2, 68	<b>Prophylaxe .....</b>	<b>69-81</b>
ORBIS Schleifkörper .....	130	PROtect finish .....	65, 123
ORBIS Schleifpapiere .....	131	Prothesenzahnbürste .....	75
ORBIS Silberdraht-Bürsten .....	134		
ORBIS Split-Cast Basisplatte .....	114		
ORBI-Steel Artikulationspinzette .....	53		
ORBI-Steel Heidemannspatel .....	51		

## R

Retentionsringe .....	111
<b>Röntgen .....</b>	<b>82</b>
Röntgen-Chemikalienset .....	82
Röntgenfilmtaschen, endlos .....	82
Rotmarderpinsel .....	139

## S

Sägeblätter für Modellsägen .....	112
Schaumstoffeinsätze .....	62
Schaumstoffpellets .....	66
Schutzhüllen .....	82
Schutzservietten Premium .....	95
Schutzvisier mit Brillengestell .....	96
Schutzvisier mit Gummizug .....	96
Sekundenkleber .....	113
Serviettenhalter, farbig .....	58
Serviettenkettchen .....	58
Silikon-Gussmanschette .....	121
Silikon-Knetmasse Technik .....	123
Silikonspray .....	119
Silikon- und Wachsentspanner .....	122
Skalpellgriff Nr. 3 .....	55
Sockelformer .....	114
Sockelformer Split-Cast .....	114
<b>Sonstiges Instrumentarium .....</b>	<b>60-65</b>
Spatel, universal .....	43
Speichelsauger, farbig .....	98
Speichelsauger, transparent .....	97
Spender für Mundspülbecher .....	92
Stereo-Kopfbandlupe LED .....	103
Sterilisationsfolien .....	36
Sterilisationsindikator .....	36
Sterilisationstüten .....	36
Strahlkorund .....	135
Stumpflack .....	113

## T

Tasterzirkel nach Iwanson .....	139
Teleskopkronenzange .....	140
Tiefziehfolien .....	84
Tofflemire-Matrizen .....	45
Tofflemire-Matrizenspanner .....	44
T-Ölspray .....	32
Tray-Cleaner .....	31
Traypapier .....	95
Tubenentleerer .....	103

## U

Universal Silikonhärter .....	10
Universal-Spray .....	32
<b>Unterfüllung .....</b>	<b>68</b>
Unterfütterungsgerät 3S .....	126

## V

<b>Versorgung, temporär .....</b>	<b>83-84</b>
Vorbereitungswachs .....	117

## W

Wabenbrenngutträger .....	127
Wabenbrenngutträger mit Keramikstiften, rund .....	127
Wachsdraht .....	116
Wachsmesser .....	136
Wachspinsel .....	119
Wachsprofilstäbe .....	116
Wachsretentionen .....	116
Wachsschablonen .....	117
Wangenabhalter Hilger .....	53
Wattekügelchen .....	66, 100
Watterollen .....	100
Watterollenspender .....	101
Wurzelheber, nach Bein .....	56

## Z

Zahnbürste Junior, 3-Komponenten .....	73
Zahnbürste Junior, Daumenaufgabe .....	72
Zahnbürste Junior, einfarbig .....	72
Zahnbürste Junior, Griffmulden .....	72
Zahnbürste Junior, Tiermotiv .....	72
Zahnbürsten für Erwachsene .....	75
Zahnbürste ORBIS Adult .....	75
Zahnbürste ORBIS, Baby 0 bis 3 Jahre .....	74
Zahnbürste ORBIS, Junior 7 bis 10 Jahre .....	74
Zahnbürste ORBIS, Kid 3 bis 6 Jahre .....	74
Zahnfleischscheren .....	55
Zahnfleischschere nach Goldman-Fox .....	55
Zahnreinigungs- und Polierbürstchen .....	65, 79
Zahnseide, gewachst .....	78
Zahnsonden .....	47
Zahnsonden Rundgriff .....	3, 47
Zahn- und Wurzelzangen .....	57
Zangen für die Zahntechnik .....	140
Zellstofftupfer .....	101
Zelltuchservietten .....	93
Zementspatel, doppelendig .....	51
Zwei-Komponenten-Zahnbürste .....	73
Zylinderampullenspritze .....	67

**Bis zu 5 Tage  
dimensions-  
stabil!**



## Alginat Blue

Staubfreies, schnellabbindendes Präzisions-Alginat zur totalen und partiellen Abformung. Mundverweildauer: 40 Sek. und Gesamtabbindezeit: 2 Min. Anmischzeit: 35 Sek., Verarbeitungszeit (ohne Mischzeit): 45 Sek. Zur Herstellung von Studien-, Arbeits-, KFO-, und Gegenbissmodellen.

- Pfefferminzgeschmack
- Blei- und cadmiumfrei
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit bei Abdrucknahme
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Kompatibel zu allen üblichen Modellgipsen

Nachfüllbeutel 450 g	<b>222111</b>	<b>7,65</b>
<b>ab 24 Beuteln je</b>		<b>5,75</b>

### Zubehör

Leerdose	<b>157283</b>	<b>4,65</b>
Messbechersatz I	<b>131959</b>	<b>1,80</b>
Kunststoff-Anmischspatel	<b>289800</b>	<b>1,55</b>

## Alginat Color

Schnell abbindendes Alginat mit Farbindikator. Der Abbindezyklus wird durch 3-Phasen-Farbindikator angezeigt. Anmischphase, Mundphase (ca. 40 Sek.) und Zeitpunkt der Aushärtung (ca. 2 Min. nach Mischbeginn) werden durch Farbwechsel angezeigt. Zur Herstellung von Studienmodellen, Gegenbissmodellen, Arbeitsmodellen zur Herstellung orthodontischer Arbeiten, von herausnehmbarem Zahnersatz und Provisorien. Sollte unmittelbar nach Entnahme aus der Desinfektionslösung ausgegossen werden.

Kompatibel zu allen üblichen Modellgipsen.

- Farbe: hellblau
- Vanillegeschmack

Nachfüllbeutel 453 g	<b>263625</b>	<b>7,65</b>
<b>ab 24 Beuteln je</b>		<b>5,75</b>

### Zubehör

Leerdose	<b>157283</b>	<b>4,65</b>
Messbechersatz I	<b>131959</b>	<b>1,80</b>
Kunststoff-Anmischspatel	<b>289800</b>	<b>1,55</b>



Praxis



## Alginat Plus

Staubfreies, hochelastisches Alginat-Abformmaterial zur Herstellung von Studienmodellen, Gegenbissmodellen, Arbeitsmodellen, zur Herstellung orthodontischer Arbeiten von herausnehmbarem Zahnersatz und Provisorien.

Anmischzeit: 30 Sek.  
Verarbeitungszeit (ohne Mischzeit): 40 Sek.  
Mundverweildauer: 1 Min.  
Gesamtabbindezeit: 2 Min. 10 Sek.  
Kompatibel zu allen üblichen Modellgipsen.

- Farbe: hellblau
- Pfefferminzgeschmack
- Bis zu 48 Stunden dimensionsstabil
- Leicht anmischbar

Nachfüllbeutel 500 g	<b>288881</b>	<b>7,65</b>
<b>ab 20 Beuteln je</b>		<b>6,95</b>

### Zubehör

Leerdose	<b>157283</b>	<b>4,65</b>
Messbechersatz II	<b>220152</b>	<b>1,80</b>
Kunststoff-Anmischspatel	<b>289800</b>	<b>1,55</b>





## A-Silikon classic

Präzisionsabformsystem auf A-Silikonbasis. Das Putty überrascht durch ein besonders geschmeidiges, klebefreies Mischverhalten und sichert mit einer Endhärte von Shore A70 eine ausreichende Stempelwirkung. Extrem hohes Rückstellvermögen, Verarbeitungszeit variabel bis 2 Min., Mundverweildauer 2 Min. Die Korrekturmateriale sind ausgeprägt thixotrop, sehr hydrophil sowie ausgezeichnet dimensionsgenau. Hohe Reißfestigkeit und klare Farben.

- Für alle Abformtechniken
- Hohe Präzision
- Pfefferminzgeschmack

Putty, je 300 ml Basis (Farbe: grün) und Katalysator (Farbe: weiß) **149745 39,95**

Korrekturmateriale leichtfließend, Farbe: rosa/pink, 2 x 50-ml-Kartusche, 12 Mischkanülen gelb **149748 28,85**

Korrekturmateriale mittelfließend, Farbe: violett, 2 x 50-ml-Kartusche, 12 Mischkanülen rosa **149753 28,85**

### Zubehör

Mischkanüle gelb **169173 29,45**

Mischkanüle rosa **169174 29,45**

## A-Silikon dynamic

**Typ A:** Hochpräzises **Monophasenmaterial** auf A-Silikonbasis. Schwerfließend, ausgeprägt thixotrop und zeichnungsscharf, optimale Hydrophilie.

**Typ B:** Universell einsetzbares **Vorabformmaterial** auf A-Silikonbasis, schwerfließend.

Kombinierbar: A-Silikon Classic Korrekturmateriale.

- Farbe: Typ A: gelb – Typ B: hellgrün
- Endhärte: Typ A: Shore A60 – Typ B: Shore A70
- Geschmack: Typ A: leichte Vanille – Typ B: leichte Minze
- Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit 2 Min. 30 Sek.
- Mundverweildauer 2 Min. 30 Sek.



Typ A, 2 x 380-ml-Kartusche, Verriegelungsring **177348 104,95**

Typ B, 2 x 380-ml-Kartusche, Verriegelungsring **177351 104,95**

### Zubehör

Dynamische Mixing Tips 5:1, für Typ A + B, Packung 40 Stück **177349 33,55**

Verriegelungsringe für Mixing Tips 5:1, Packung 2 Stück **177350 7,85**



## ORBI-Sil Scan

Die 5:1-Hartkartuschen passen in die gebräuchlichen Mischgeräte.

ORBI-Sil Scan ist ein scanbares, additionsvernetztes Präzisionsabformmaterial für die klassische Abformung und Digitalisierung.

**Putty-Soft:** Basismaterial für Korrekturabformung oder Doppelmischtechnik oder als Monophasenmaterial für die Situationsabformung. Farbe: Flieder, Endhärte Shore A45.

**Heavy:** Geeignet als Basismaterial für die Doppelmischtechnik. Farbe: Flieder. Endhärte Shore A 55.

**Light:** Geeignet als Korrekturmateriale für die Doppelmischtechnik. Farbe: Neon-Gelb.

- Geschmack: neutral
- Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: bis 2 Min. 15 Sek.
- Mundverweildauer: > 2 Min. 15 Sek.

Abformungen mit ORBI-Sil Scan sind ohne Zusatz von Sprays oder Puder scanbar

Putty soft, 2 x 300-ml-Basis + Katalysator **242297 57,75**

Putty soft, 2 x 380-ml-Kartusche 5:1 **242298 125,90**

Heavy, 2 x 380-ml-Kartusche 5:1 **242299 125,90**

Heavy, 2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mixing Tips **242300 39,45**

Light, 2 x 50-ml-Kartusche, 12 Mixing Tips **242302 39,45**



**TIPP: Härter nicht vergessen! Universal Pastenhärter REF 266845, Universal Flüssighärter REF 211376**



### Universal Silikonhärter

Für alle kondensationsvernetzenden ORBIS-Silikone. Haut-, anwender- und umweltfreundlich, dazu leicht dosierbar und problemlos einmischbar.

Flasche 50 ml		
Flüssighärter, rosa	<b>211376</b>	<b>11,75</b>
Tube 60 ml		
Pastenhärter, rot	<b>266845</b>	<b>9,95</b>



### C-Silikon Knetmasse

Abformsystem auf C-Silikonbasis, für alle Indikationen und Abformtechniken. Wählen Sie aus zwei sehr dimensionsstabilen Putty-Materialien mit optimierten Füllkörpern für leichteres Anmischen und perfekte Homogenität. Für beide Materialien gilt eine Verarbeitungszeit von 2 Min. mit Pastenhärter (1 Min 45 Sek. mit Flüssighärter). Mundverweildauer: 4 Min. Mischzeit: 30 Sek.

- Knetmasse soft, Endhärte Shore A60
- Knetmasse hart, Endhärte Shore A70

<b>Dose 900 ml</b>		
soft	<b>143203</b>	<b>24,95</b>
ab 4 Dosen je		<b>22,95</b>
hart	<b>143204</b>	<b>24,95</b>
ab 4 Dosen je		<b>22,95</b>
<b>Eimer 10 kg</b>		
soft	<b>147441</b>	<b>104,95</b>
hart	<b>147442</b>	<b>104,95</b>
<b>Dosierlöffel, Stück</b>	<b>158138</b>	<b>0,65</b>

### C-Silikon Korrekturmasse

**Heavy body, Typ 1:** Schwerfließendes Universalmaterial, hohe Konsistenz, mit ausgezeichneter Thixotropie. Das Material fließt nur unter Druck. Geeignet für Funktionsabformungen, Unterfütterungen, Basismaterial für die Doppelmischtechnik. Farbe: grün.

**Medium body, Typ 2:** Mittelfließendes Korrekturmateriale mit höchster Präzision und hoher Standfestigkeit. Geeignet für Doppelmischtechnik, Korrekturabformung. Farbe: blau.

**Light body, Typ 3:** Leichtfließendes Korrekturmateriale, sehr niedrige Konsistenz, mit ausgeprägter Thixotropie, für die exakte Wiedergabe besonders graziler Mundsituationen und Präparationen, hydrophil. Geeignet für Korrekturabformung (2-step) und Doppelmischtechnik (1-step). Farbe: dunkelblau.

<b>Tube 150 ml</b>		
Typ 1, grün	<b>189363</b>	<b>12,75</b>
Typ 2, blau	<b>142824</b>	<b>12,75</b>
Typ 3, dunkelblau	<b>189354</b>	<b>12,75</b>



## orbibite

Bissregistriermaterialien auf A-Silikonbasis. Für dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistraten und zur Fixierung von Stützztiff- und Gesichtsbogenregistraten. Standfest, thixotrop, sehr gut fräsbar und beschnittbar, dimensionsstabil.

- Endhärte (>Shore A85)
- Farbe: gelb
- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 60 Sek.
- Minzgeschmack

### Packung

2 x 50-ml-Kartusche,  
12 Mischkanülen grün

**149646 31,45**

## orbibite granit

Bissregistriermaterialien auf A-Silikonbasis. Für dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistraten und zur Fixierung von Stützztiff- und Gesichtsbogenregistraten. Standfest, thixotrop, sehr gut fräsbar und beschnittbar, dimensionsstabil.

- Extrem hohe Endhärte (>Shore D45)
- Sehr kurze Aushärtezeit
- Farbe: türkis
- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 30 Sek.
- Minzgeschmack

### Packung

2 x 50-ml-Kartusche,  
12 Mischkanülen grün

**149649 34,95**



Praxis



## orbibite green

Additionsvernetzendes Bissregistriermaterial im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbar und beschnittbar. Indikation: dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistraten, Fixierung von Stützztiff- und Gesichtsbogenregistraten.

- Endhärte (Shore A95)
- Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 45 Sek.
- Gesamtabbindezeit: 90 Sek.
- Farbe: grün
- Apfelgeschmack

### Packung

2 x 50-ml-Kartusche,  
12 Mischkanülen grün

**216641 35,95**



## orbibite transpa

Transparentes, additionsvernetzendes Silikon zur Reproduktion von Zahnoberflächen und Kauflächen aus lichtpolymerisierendem ästhetischem Composite. Bei Verwendung als Bissregistriermaterial ist eine direkte, sichtbare Kontrolle des korrekten Bisses dank der sehr hohen Transparenz möglich. Weitere Indikationen: Kauflächenstempel bei lighthärtenden Composite-restaurationen, Transfermatrix zur Befestigung von Brackets.

- Endhärte (Shore A70)
- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 60 Sek.
- Farbe: transparent
- Minzgeschmack

### Packung

2 x 50-ml-Kartusche,  
12 Mischkanülen grün

**216639 37,95**

## orbibite scan

Additionsvernetzendes, scanbares Bissregistriermaterial mit hoher Thixotropie, ausgezeichneter Dimensionsstabilität, feiner Zeichnungsschärfe und exakter Detailwiedergabe. Das Material lässt sich sehr gut beschneiden und fräsen. Orbibite Scan ist speziell für die Anwendung in CAD/CAM-Systemen entwickelt worden. Die neuartige, spezielle Zusammensetzung bewirkt eine hervorragende Wiedergabe von 3D erfassten Daten, z. B. Okklusionsflächen, Antagonisten, Präparationen. Zusätzlicher Einsatz von Puder entfällt.

**! Ideal für CAD/CAM!**



- Endhärte (Shore D45)
- Verarbeitungszeit: 30 Sek.
- Mundverweildauer: 30 Sek.
- Farbe: gelb
- Minzgeschmack

### Packung

2 x 50-ml-Kartusche,  
12 Mischkanülen grün

**216640 38,95**

Praxis



## Bissnehmewachs

Bissnehmewachs in Stangen ist geeignet zur Herstellung von totalen und partiellen Bisschablonen sowie zum Aufsetzen auf Modellgussmättel. Es ist erwärmt so zäh wie Bienenwachs und abgekühlt absolut formfest. Somit ist eine exakte Bissregulierung möglich.

- Größe: 10 x 10 x 100 mm

### Packung 490 g

gelb, weich	<b>141110</b>	<b>17,95</b>
rosa, hart	<b>141145</b>	<b>17,95</b>

### Packung 1.850 g

gelb, weich	<b>141067</b>	<b>46,95</b>
rosa, hart	<b>141088</b>	<b>46,95</b>

## Bisswalle, vorgeformt

Hervorragend geeignet zur Herstellung von totalen Prothesen. Zeitersparnis, da die Arbeit des Umformens entfallt. Im labialen Bereich sind die Bisswalle etwas verjungt, bleiben aber im buccalen Bereich bei Seitwartsbewegungen in flachigem Kontakt. Die Bissbestimmung wird dadurch vereinfacht.

### Packung 100 Stuck

rot, hart	<b>140090</b>	<b>26,75</b>
grun, mittel	<b>140094</b>	<b>26,75</b>
orange, mittel	<b>140110</b>	<b>26,75</b>
gelb, weich	<b>140113</b>	<b>26,75</b>



## Orbilock Abformloffel

Aus rostfreiem 18/8-Edelstahl mit Rand und Innenbordelung. Durch die Bordelung wird das Abformmaterial auch ohne Haftmittel festgehalten. Sehr hohe Lebensdauer, ohne Wasserkuhlung.

- Korrosionsbestandig
- Geeignet fur Thermodesinfektionen, Autoklavieren und Ultraschallreinigung (Richtlinien des Herstellers beachten)

U = bezahnter Oberkiefer  
L = bezahnter Unterkiefer

### Stuck

U 5 – x-klein	<b>141161</b>	<b>9,45</b>
U 4 – klein	<b>141162</b>	<b>9,45</b>
U 3 – mittel	<b>141163</b>	<b>9,45</b>
U 2 – gro	<b>141164</b>	<b>9,45</b>
U 1 – x-gro	<b>141165</b>	<b>9,45</b>

### Stuck

L 5 – x-klein	<b>141166</b>	<b>9,45</b>
L 4 – klein	<b>141167</b>	<b>9,45</b>
L 3 – mittel	<b>141168</b>	<b>9,45</b>
L 2 – gro	<b>141169</b>	<b>9,45</b>
L 1 – x-gro	<b>141170</b>	<b>9,45</b>

Praxis



## Abformloffel Ehrlicke, perforiert

Abdruckloffel aus rostfreiem Edelstahl mit gerundeten Kanten. Perforation fur guten Halt des Abdruckmaterials.

- Korrosionsbestandig
- Geeignet fur Thermodesinfektionen, Autoklavieren und Ultraschallreinigung (Richtlinien des Herstellers beachten)

BO = bezahnter Oberkiefer  
BU = bezahnter Unterkiefer

### Stuck

BO Groe 0	<b>289703</b>	<b>9,85</b>
BO Groe 1	<b>289704</b>	<b>9,85</b>
BO Groe 2	<b>289705</b>	<b>9,85</b>
BO Groe 3	<b>289706</b>	<b>9,85</b>
BO Groe 4	<b>289707</b>	<b>9,85</b>

### Stuck

BU Groe 0	<b>289708</b>	<b>9,85</b>
BU Groe 1	<b>289709</b>	<b>9,85</b>
BU Groe 2	<b>289710</b>	<b>9,85</b>
BU Groe 3	<b>289711</b>	<b>9,85</b>
BU Groe 4	<b>289712</b>	<b>9,85</b>





## Adhäsiv-Liquids

Die Lösungen erzeugen eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und halten das Abformmaterial sicher im Abformlöffel fest.

Flasche 30 ml Alginat	<b>193075</b>	<b>6,25</b>
Flasche 30 ml Polyether	<b>193081</b>	<b>6,25</b>
Flasche 10 ml Silikon	<b>193079</b>	<b>6,25</b>



Praxis



## Anmischspatel

Aus flexiblem Kunststoff. Zum Anmischen von Alginat und Gips.

- Farbe: hellblau
- Länge: 190 mm

Anmischspatel, Stück	<b>289800</b>	<b>1,55</b>
----------------------	---------------	-------------



## Mischbecher, flexibel

Vielfach bewährter Mischbecher für den sparsamen Ansatz von Dentalmaterialien. Aus speziellem, flexiblem Kunststoff, der ein restloses Entleeren des fertig gemischten Materials erlaubt. Überschüssiges Material lässt sich nach Aushärten sehr leicht entfernen.

- Latexfrei

Stück		
klein, Ø 11,5 cm, Inhalt: ca. 300 ml	<b>142664</b>	<b>4,45</b>
mittel, Ø 12,5 cm, Inhalt: ca. 500 ml	<b>142667</b>	<b>4,95</b>
groß, Ø 14,0 cm, Inhalt: ca. 900 ml	<b>142671</b>	<b>6,65</b>
X-groß, Ø 16,5 cm, Inhalt: ca. 1.800 ml	<b>142681</b>	<b>10,75</b>



### Leerdose

Hochwertige Leerdose zur sicheren und luftdichten Aufbewahrung von Alginat und anderen zur Aufnahme von Feuchtigkeit neigenden Pulvern.

<b>Stück</b>	<b>157283</b>	<b>4,65</b>
--------------	---------------	-------------

### Messbechersatz I

Messbechersatz für ein optimales Mischungsverhältnis von Alginat und Wasser

<b>Stück</b>	<b>131959</b>	<b>1,80</b>
--------------	---------------	-------------



Praxis



Geeignet für ORBIS Alginat Blue REF 222111 und ORBIS Alginat Color REF 263625

### Messbechersatz II

Messbechersatz für ein optimales Mischungsverhältnis von Alginat und Wasser

- Geeignet für ORBIS Alginat Plus REF 288881

<b>Stück</b>	<b>220152</b>	<b>1,80</b>
--------------	---------------	-------------




## Mischkanülen

ORBIS Mischkanülen sind kombinierbar mit einer Vielzahl von Materialien der Originalhersteller. Passende Intraoral-Tips gelb und weiß siehe: Zubehör für Abformung.

**blau/weiß, kurz, Packung 50 Stück, 169171 29,45**

- Mischverhältnis: 1:1  
Kombinierbar mit
- Cool Temp (Coltène/Whaledent)
  - Tempofit (DETAX)
  - PermaCem, TempoCem (DMG)
  - Mucopren Soft (Kettenbach)
  - Structur 2 SC (VOCO)



**blau/weiß, lang, Packung 50 Stück, 169172 29,45**

- Mischverhältnis: 1:1  
Kombinierbar mit
- Cool Temp (Coltène/Whaledent)
  - Tempofit (DETAX)
  - Temphase (Kerr Hawe)



**gelb/weiß, Packung 50 Stück, 169173 29,45**

- Mischverhältnis: 1:1  
Kombinierbar mit
- A-Silikon leichtfließend (ORBIS)
  - Affinis light body und regular body (Coltène/Whaledent)
  - Aquasil LV/ULV (Dentsply)
  - Detaseal hydroflow
  - Honigum Automix Light und Light Fast, LuxaCore (DMG)
  - Dimension Garant L und L Quick, Imprint 4 Garant Light Body / Regular Body, Imprint II Quick Step Light Body / Regular Body (3M ESPE)
  - Flexitime Correct Flow, Provil novo (Heraeus Kulzer)
  - Panasil Contact Plus (Kettenbach)
  - Betasil Vario (Müller Dental)
  - Provil novo light, medium
  - Rebilda SC (VOCO)



**rosa/weiß, Packung 50 Stück, 169174 29,45**

- Mischverhältnis: 1:1  
Kombinierbar mit
- A-Silikon mittelfließend, orbibite, orbibite granit (ORBIS)
  - Detaseal Quick und Light, Detaseal bite, Onetime perfect (DETAX)
  - Examix NDS, Exafast NDS (GC)
  - Betasil Vario (Müller Dental)
  - Jet Bite
  - Soft reliner (Tokuyama)
  - Registrado X-tra, Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC (VOCO)



**grün/weiß, Packung 50 Stück, 169175 29,45**

- Mischverhältnis: 1:1  
Kombinierbar mit
- orbibite: orbite, granit, transpa, scan, green (ORBIS)
  - Affinis heavy body (Coltène/Whaledent)
  - Exabite II
  - Greenbite Apple (DETAX)
  - Honigum Automix Mono (DMG)
  - Imprint Bite, Imprint II Garant Monophase, Imprint II Quick Step Heavy, Imprint SBR (3M ESPE), Imprint 4 Bite
  - Flexitime Monophase, Flexitime Heavy Tray, Memosil 2, Memoreg 2, Provil novo (Heraeus Kulzer)
  - Futar D occlusion, Futar System 50, Futar D System 50, Monopren transfer, Mucopren Soft, Mucopren transfer, Panasil Contact two in one (Kettenbach)
  - Registrado X-tra



Praxis



**ORBIS Mischkanülen sind vielfältig einsetzbar und kombinierbar.**

Passende Intraoral-Tips gelb und weiß finden Sie auf der nächsten Seite.



**violett/weiß, Packung 50 Stück,**

Mischverhältnis: 1:1

Kombinierbar mit

- Aquasil Monophase und Heavy Body F/S (Dentsply)
- Detaseal Mono (DETAX)

**169176 31,45**



**weiß/weiß, Packung 50 Stück,**

Mischverhältnis: 1:1

Kombinierbar mit

- Impregum Garant L Duosoft, Permadyne Garant 2:1 (3M ESPE)

**169177 31,45**



**blau/orange, Packung 50 Stück,**

Mischverhältnis: 4:1/10:1

Kombinierbar mit

- ORBI-Temp K&B (ORBIS)
- Luxatemp (DMG)
- Protemp 3 Garant (3M ESPE)
- Prevision CB (Heraeus Kulzer)
- Omnitemp KB (Omnident)
- System c & b (Ivoclar Vivadent clinical)

**169178 31,45**



**gelb/blau, Packung 50 Stück,**

Mischverhältnis: 4:1/10:1

Kombinierbar mit

- Silasoft Direct/Express (DETAX)
- Xantopren Comfort (Heraeus Kulzer)

**169179 31,45**



**gelb/orange, Packung 50 Stück,**

Mischverhältnis: 10:1


Kombinierbar mit

- LuxaBite (DMG)

**169182 31,45**



Praxis



## Intraoral-Tips

Zusätzliche Applikationshilfen für das ORBIS Dental Mischkanülen-Sortiment

Intraoral-Tips gelb, verwendbar für folgende Mischkanülen:

- Mischkanüle gelb/weiß
- Mischkanüle gelb/blau
- Mischkanüle gelb/orange

Intraoral-Tips weiß, verwendbar für folgende Mischkanülen:

- Mischkanüle grün/weiß
- Mischkanüle rosa/weiß
- Mischkanüle weiß/weiß

### Packung 96 Stück

Intraoral-Tips gelb	<b>149712</b>	<b>21,65</b>
Intraoral-Tips weiß	<b>141331</b>	<b>21,65</b>

## Dynamische Mixing Tips

Mischkanülen für das ORBIS Dental A-Silikon dynamic

<b>Packung 40 Stück</b> Dynamische Mixing Tips	<b>177349</b>	<b>33,55</b>
---	---------------	--------------

<b>Packung 2 Stück</b> Verriegelungsringe	<b>177350</b>	<b>7,85</b>
--	---------------	-------------



## Mischpistole

Zubehör für die Abformung und Bissregistrierung

<b>Stück</b> Mischpistole 1:1 / 2:1	<b>149713</b>	<b>46,75</b>
--	---------------	--------------

## ORBI-Sept Abformdesinfektion



Zur Desinfektion aller dentaler Abformmaterialien.

### Hinweise zur Anwendung:

Die betreffende Abformung in die gebrauchsfertige Desinfektionslösung einlegen und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entnehmen. Die Abformung muss vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Alginate und Hydrokolloide nur kurz eintauchen und abtrocknen lassen. Die Abformung danach mit Wasser abspülen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen.

- Innerhalb von 1 Min. wirksam
- Gute Reinigungsleistung, löst Schmutz, Blut und Speichel
- Vereinfacht die Entfernung von Zahnstein
- Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- Phenolfrei, aldehydfrei, alkoholfrei
- VAH-/DGHM-gelistet

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 14561, VAH, levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH, tuberkulozid (M. terrae) im DGHM-Suspensionstest, begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI

### Einwirkzeiten:

Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 14561 (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Candida albicans nach VAH, EN 13624, EN 14562 (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV: Konz. 1 Min. (mit Belastung) TbB (M. terrae im Suspensionstest, niedrige Belastung): Konz. 15 Min.

### In 100 g sind enthalten:

0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid  
0,24 g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid  
0,24 g C12-14-Alkyl((ethylphenyl)methyl)dimethylammoniumchlorid  
0,35 g Chlorhexidylgluconat  
VO 648/2004/EG: Enthält <5 % kationische Tenside, Parfüm

Flasche 2,5 Liter **262558 22,55**



### Legende: ORBIS Desinfektionslinie



Flächen



Hände



Instrumente



Geräte



Abformung



Absauganlagen



Bohrer



## ORBI-Touch protect Händedesinfektion (Arznei)

Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen Stoff- oder Indikationsgruppe: Desinfektionsmittel.

### Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

### Gegenanzeigen:

Das Händedesinfektionsmittel ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

### Hinweis:

Dicht verschlossen aufbewahren. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Zur Desinfektion im Gesundheitswesen. Zugelassen nach AMG in Deutschland. Zul.-Nr. 1599.98.99.

### Nebenwirkungen:

Bei Hauteinreibungen mit der Händedesinfektion können Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten.

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 62,8 g 2-Propanol, gereinigtes Wasser.

Euroflasche 500 ml	<b>10499</b>	<b>5,95</b>
Euroflasche 1 Liter	<b>10500</b>	<b>8,95</b>
Kanister 5 Liter	<b>10502</b>	<b>36,95</b>



Preise für Schutzausrüstung und Desinfektionsartikel unterliegen aktuell starken Preisschwankungen. Den aktuellen Tagespreis erfahren Sie bei Ihrem ORBIS Fachhändler.

## ORBI-Touch protect Händedesinfektion HD+



Gebrauchsfertige Händedesinfektion mit rückfettender Wirkung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte das Anwendungsgebiet für Biozidprodukte beachten!

### Wirkungsspektrum:

VAH: Konz. 30 Sek., chirurgische Händedesinfektion,  
VAH: Konz. 90 Sek., Bakterien und *Candida albicans*  
(hohe Belastung): Konz. 30 Sek., *TbB (M. terrae)* (hohe Belastung): Konz. 30 Sek., Mykobakterien (*M. avium*)  
(hohe Belastung): Konz. 30 Sek., Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV (MVA, hohe Belastung): Konz. 30 Sek., Noro-Viren (hohe Belastung): Konz. 60 Sek., Adeno-Viren (niedrige Belastung): Konz. 60 Sek., (Adeno-, Noro- und Rota-Viren) Konz. 60 Sek., „begrenzt viruzid PLUS“.

**In 100 g sind enthalten:** 55,8 g, Ethanol, 10,0 g 1-Propanol

Euroflasche 500 ml	<b>279060</b>	<b>5,95</b>
Euroflasche 1 Liter	<b>278930</b>	<b>8,95</b>
Kanister 5 Liter	<b>279061</b>	<b>36,95</b>



**NEU**  
im Sortiment

Praxis



## ORBI-Touch protect Händedesinfektion



Hygienische Händedesinfektion. VAH-/DGHM-gelistet Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte das Anwendungsgebiet für Biozidprodukte beachten!

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (auch MRSA), levurozid (*Candida albicans*) nach VAH/DGHM, tuberkulozid sowie gegen behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, Coronaviren, Influenza A, B, C, Herpes simplex)

**In 100 g Lösung enthalten:**  
62,8 g 2-Propanol, gereinigtes Wasser

Euroflasche 500 ml	<b>241127</b>	<b>5,95</b>
Euroflasche 1 Liter	<b>241128</b>	<b>8,95</b>
Kanister 5 Liter	<b>241129</b>	<b>36,95</b>



## ORBI-Touch protect Händedesinfektionsgel

Gebrauchsfertiges, besonders hautverträgliches Händedesinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion, dermatologisch getestet.

Die Gelformel lässt sich leicht auftragen und verteilen. Zur Bekämpfung von Schadorganismen. Geeignet für Kühllumschläge. Duftnote: neutral

Flasche 500 ml	<b>264834</b>	<b>5,55</b>
----------------	---------------	-------------



Preise für Schutzausrüstung und Desinfektionsartikel unterliegen aktuell starken Preisschwankungen. Den aktuellen Tagespreis erfahren Sie bei Ihrem ORBIS Fachhändler.



## ORBI-Touch Handwaschlotion

Milde Waschlotion zur gründlichen und schonenden Reinigung von Haut und Händen. Die Wirksubstanzen sind hautfreundlich und zugleich rückfettend, sodass auch bei häufigem Waschen Haut und Hände nicht austrocknen.

- Mit Vitaminen
- Dermatologisch getestet
- pH-Wert 6,5

Spenderdosierflasche 500 ml	<b>148239</b>	<b>4,95</b>
Euroflasche 500 ml	<b>182408</b>	<b>4,95</b>
Euroflasche 1.000 ml	<b>239971</b>	<b>9,45</b>
Kanister 10 Liter	<b>148238</b>	<b>37,95</b>



## ORBI-Touch protect Hautschutzcreme



ORBI-Touch protect Hautschutzcreme ist speziell zum Schutz der Hände des Personals im Arbeitsalltag entwickelt worden. Als Wasser-in-Öl-Emulsion bildet sie auf der Haut einen Schutzfilm, der hilft, diese insbesondere bei Feuchtarbeiten vor Schäden zu bewahren.

- Nachgewiesene Schutzwirkung
- Schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen
- Hautpflegend mit Vitamin E, Glycerin und Bienenwachs
- Rezeptur dermatologisch getestet
- pH-Wert 4,5
- Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaften! (TRBA 250)

**Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaften! (TRBA 250).**



### Anwendung:

ORBI-Touch protect Hautschutzcreme wird eingesetzt, um die Haut bei Feuchtarbeiten und auch beim Tragen von Handschuhen zu schützen. Zusätzlich zur Schutzfunktion pflegt die Creme vor allem rissige und spröde Haut.

Tube 100 ml	<b>254852</b>	<b>5,45</b>
-------------	---------------	-------------

Praxis



## ORBI-Touch Handcreme

Handcreme für anspruchsvolle Haut mit Vitaminen und wertvollen Hautschutzkomplexen. Für ein geschmeidiges und glattes Hautgefühl, lang anhaltenden Schutz und wohltuende Pflege. Besonders geeignet zur Pflege bei häufigem Händewaschen und beim Tragen von Handschuhen.

- Sehr angenehme Konsistenz
- Zieht schnell ein
- Mit neutralem, sehr angenehmem Duft
- Nicht fettend
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- pH-Wert: ca. 6,0

Tube 150 ml	<b>46444</b>	<b>5,50</b>
Euroflasche 500 ml	<b>226451</b>	<b>12,95</b>
Pumpkopf für die Spenderflasche 500 ml	<b>227165</b>	<b>4,40</b>



**Besonders geeignet zur Pflege bei häufigem Händewaschen und beim Tragen von Handschuhen**



## ORBI-Touch Hand- und Nagelbalsam

Der ORBI-Touch Hand- und Nagelbalsam ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Wirkstofflösung für alle Haut- und Nageltypen. Sie wirkt rückfettend und beugt spröden Nägeln vor.

- Schützt und pflegt strapazierte Haut
- Stärkt die Fingernägel nachhaltig
- Zieht schnell ein
- Dezent parfümiert
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- pH-Wert: ca. 6,0

Spender 100 ml **227388** **6,25**

## ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion



Hochwirksames Konzentrat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von dentalen Absauganlagen. Es ist aldehydfrei und schäumt nicht. Dank der hohen Reinigungskraft werden auch hartnäckigere Ablagerungen entfernt. Breites Wirkungsspektrum, hohe Materialverträglichkeit, auch in Anlagen mit Amalgamscheidern einsetzbar. Die regelmäßige Anwendung hilft, unangenehme Gerüche zu vermeiden.

- Sirona-Freigabe
- Planmeca-Freigabe

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid nach VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561.  
Levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. „Begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV.

### Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans nach VAH/DGHM als Instrumentendesinfektion (hohe Belastung): 2,0 % 5 Min. / 1,0 % 60 Min. Bakterien nach EN 13727 und EN 14561 (hohe Belastung): 3,0 % 2 Min. Candida albicans nach EN 13624 und EN 14562 (hohe Belastung): 3,0 % 2 Min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV (mit Belastung): 2,0 % 2 Min.

### In 100 g sind enthalten:

7,5 g Dimethyldioctylammoniumchlorid  
0,6 g Benzyltrimethylammoniumchlorid

Flasche 2,5 Liter **260252** **21,95**  
**ab 4 Flaschen je** **20,95**



## Mundspülbeckenreiniger

Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in der Zahnarztpraxis. Das Präparat besitzt eine desinfizierende Wirkung und ist ebenfalls geeignet zur Anwendung in Waschbecken und auf Fliesen. Entfernt Rückstände von Blut, Kalk, Plaquefärbetablesen und Abformmaterialien. Das Präparat hinterlässt nach der Anwendung eine Antschmutzbeschichtung auf der Oberfläche, die das Anhaften neuer Verschmutzungen reduziert.

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid und levurozid (Candida albicans) nach DIN EN 13697, tuberkulozid nach DIN EN 14348

### Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans nach EN 13697: unverdünnt: 1 Min. (niedrige Belastung), Tuberkulose-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348: unverdünnt: 5 Min. (niedrige Belastung)

### In 100 g sind enthalten:

25 g Ethanol  
1,0 g Bis(3-Aminopropyl)dodecylamin

Flasche 750 ml **193084 10,45**



## ORBI-Sept Flächen-desinfektion alkoholfrei



### Art der Anwendung:

**Gemäß MPG:** Gebrauchsfertige wässrige Flachendesinfektion für den ärztlichen und zahnärztlichen Bereich zur Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Gebrauchsfertige wässrige Schnelldesinfektion zur Desinfektion von Oberflächen.

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 13697, EN 1276, EN 16615; levurozid (Candida albicans) nach VAH, EN 13624, EN 13697, EN 1650, EN 16615; begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), Rota-Viren nach RKI/DVV, Noro-Viren nach EN 14476

### Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.  
Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.  
Tb-Wirksam nach EN 14348 (M. terrae) mit niedriger Belastung: Konz. 5 Min.  
Behüllte und unbehüllte Viren gemäß EN 14476 mit niedriger Belastung: Konz. 5 Min.  
Sporen (C. difficile, EN 13707, niedrige Belastung): Konz. 60 Min.

### Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans (geprüft nach den Anforderungen der VAH, Stand: 02.04.2015) unter hoher Belastung und EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2 Min.  
Bakterien und Candida albicans Eintrag in VAH / DGHM-Liste): Konz. 5 Min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel)

### In 100 g sind enthalten:

0,48 g Didecylmethylammoniumchlorid; 0,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin.

Flasche 2,5 Liter **258134 18,85**  
**ab 4 Flaschen je 17,35**



Praxis

## ORBI-Sept Flächendesinfektion



**Gemäß MPG:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Duftnote: coolfresh, neutral

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, „begrenzt viruzid Plus“ (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren

### Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung), Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung), TbB (Tuberkulose-) Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348 (hohe Belastung), behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) gemäß DVV/2012 im Flächentest mit hoher Belastung, Adeno-Viren (EN 14476, hohe Belastung), Noro-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung), Rota-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung): Konz. 1 Min.

### Hinweis:

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Die Desinfektionslösung darf zum Tränken nur mit Tuchmaterialien und Einwirkzeiten, die nach EN 16615 kompatibel sind, verwendet werden.

### Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans (geprüft nach den Anforderungen der VAH, Stand: 02.04.2015) unter hoher Belastung, (Gutachten von Prof. Dr. H.-P. Werner) und EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2 Min. Bakterien und Candida albicans: Eintrag in VAH- / DGHM-Liste: Konz. 5 Min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste)

### In 100 g sind enthalten:

43,0 g Ethanol, 8,0 g 1-Propanol, 0,055 g Didecylidimethylammoniumchlorid

Flasche 2,5 Liter coolfresh	<b>258143</b>	<b>17,55</b>
<b>ab 4 Flaschen je</b>		<b>16,45</b>
Flasche 2,5 Liter neutral	<b>258144</b>	<b>17,55</b>
<b>ab 4 Flaschen je</b>		<b>16,45</b>



Praxis



## ORBI-Sept Flächen- desinfektion sensitive



**Gemäß MPG:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

**Wirkungsspektrum:** begrenzt viruzid PLUS

### Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1 Min. TbB(Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach DGHM (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) gemäß RKI/DVV mit hoher Belastung: Konz. 1 Min. Adeno-Viren (EN 14476, niedrige Belastung): Konz. 1 Min. Noro-Viren (EN 14476, niedrige Belastung): Konz. 1 Min., Rota-Viren (EN 14476 niedrige Belastung): Konz. 1 Min.



### Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans nach VAH und EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 5 Min. Bakterien und Candida albicans: Eintrag in VAH-Liste: Konz. 5 Min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste)

### In 100 g sind enthalten:

39,0 g Ethanol, 0,056 g Didecylidimethylammoniumchlorid

Flasche 2,5 Liter	<b>262559</b>	<b>17,55</b>
<b>ab 4 Flaschen je</b>		<b>16,45</b>

Preise für Schutzausrüstung und Desinfektionsartikel unterliegen aktuell starken Preisschwankungen. Den aktuellen Tagespreis erfahren Sie bei Ihrem ORBIS Fachhändler.



## ORBI-Sept Flächendesinfektion sensitive NE

**Gemäß MPG:** Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Duftnote: neutral

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), VAH, EN 16615, levurozid (Candida albicans) VAH, mycobakterizid (M. terrae und M. avium), „begrenzt viruzid PLUS“ (behüllten Viren wie z.B. HIV, HBV, HCV, Coronaviren) sowie „begrenzt viruzid PLUS“ (unbehüllte Noro-Viren, Adeno-Viren und Rota-Viren), wirksam gegenüber Polyoma SV40-Viren nach RKI/DVV

**NEU**  
im Sortiment

### Einwirkzeiten:

Bakterien (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Candida albicans (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Tbb (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) (hohe Belastung): Konz. 1 min. Noro-Viren: (clean) Konz. 1 Min. (clean), Konz. 2 min. Adeno-Viren (clean): Konz. 1 Min. Polyoma SV 40 (RKI/DVV mit Belastung): Konz. 1 Min. „Begrenzt viruzid Plus“ (Noro-, Adeno- und Rota-Viren): (clean) Konz. 1 Min., (clean) Konz. 2 Min.

### In 100 g sind enthalten:

20,0 g 1-Propanol, 5,0 g 2-Propanol

Flasche 2,5 Liter  
neutral

**278933 17,55**

**ab 4 Flaschen je**

**16,45**

Praxis



## ORBI-Sept Flächen- desinfektion Plus



**Gemäß MPG:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

- Duftnote: Lemon
- Schnellere Einwirkzeiten

### Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans (VAH, ohne Mechanik): Konz. 30sec. (niedrige Belastung) / Konz. 1min. (hohe Belastung) Bakterien und Candida albicans nach EN 13624, EN 13727 (hohe Belastung): Konz. 30sec. Bakterien und Candida albicans nach EN 1276, EN 1650 (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Tbb(Tuberkulose)-Inaktivierung (nach DGHM), EN 14348: Konz. 30 Sek. (niedrige Belastung) / Konz. 1min. (hohe Belastung, EN 14348). Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV mit Belastung: Konz. 30 Sek. Adeno-Viren (EN 14476): Konz. 30 Sek.



### Schnellere Einwirkzeiten

(hohe Belastung) Noro-Viren (EN 14476): Konz. 1 Min. (niedrige Belastung), Rota-Viren (EN 14476): Konz. 30 Sek. (hohe Belastung) „Begrenzt viruzid PLUS“: Konz. 1 Min. Vaccinia-, Adeno- und Noro-Viren im Carriertest nach DVV 2012: Konz. 2 Min. (niedrige Belastung).

### Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans nach EN 16615, VAH (mit Mechanik) unter hoher Belastung: Konz. 1 Min.

### In 100 g sind enthalten:

37,0 g 1-Propanol, 24,0 g Ethanol.  
VO 648/2004/EG: enthält Duftstoffe

Flasche 2,5 Liter

**262560 16,45**

**ab 4 Flaschen je**

**Hinweis:**  
Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

**VAH-/DGHM-gelistet**



Preise für Schutzausrüstung und Desinfektionsartikel unterliegen aktuell starken Preisschwankungen. Den aktuellen Tagespreis erfahren Sie bei Ihrem ORBIS Fachhändler.

## ORBI-Sept Flächen- desinfektion Konzentrat



**Gemäß Biozid-Verordnung:** Aldehyd- und alkoholfreies Flächenkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen.

**Gemäß MPG:** Flächendesinfektionsmittel zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten.  
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### Hinweis:

Bitte die Regeln zum Ansetzen von Desinfektionslösungen mit Konzentraten beachten.  
Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.  
Aufgrund der vergleichsweise langen Einwirkzeiten empfehlen wir diese Flächendesinfektion besonders für die Anwendung auf größeren Flächen wie Fußböden, Schränken sowie Arbeitsflächen.

### Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):

Bakterien und *Candida albicans* nach EN 13727, EN 13624, EN 13697 (hohe Belastung): 0,5 % 15 Min. Bakterien und *Candida albicans* nach VAH, EN 16615 (hohe Belastung): 3,0 % 15 Min./1,0 % 60 Min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI (hohe Belastung): 2,0 % 5 Min./1,0 % 60 Min. TbB (*M. terrae*) nach EN 14348 (niedrige Belastung): 1,0 % 60 Min., Kennzeichnung gemäß VO 648/2004/EG

### In 100 g sind enthalten:

5,6 g Didecyldimethylammoniumchlorid  
3,1 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin,  
< 5 % nichtionische Tenside, 5-15% kationische Tenside

Flasche 2,5 Liter

262556 23,55

ab 2 Flaschen je

VAH-/DGHM-gelistet



Praxis

## ORBI-Sept Wet Wipes, alkoholfrei



Alkoholfreie Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von invasiven und nichtinvasiven Medizinprodukten sowie zur Desinfektion von Oberflächen.

**Besonders geeignet für alkoholempfindliche Flächen.**

Im praktischen Flowpack für eine noch komfortablere Anwendung

- **Duftnote:** neutral
- **Tuchqualität:** 50 g/m<sup>2</sup>, 20 x 30 cm

### Wirkenspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (*Candida albicans*), tuberkulozid (*M. terrae*), wirksam gegenüber behüllten und unbehüllten Viren, viruzid

### Einwirkzeiten:

Wirksamkeit der getränkten Tücher nach EN 16615: Konz. 2min. Bakterien und *Candida albicans* (gemäß den Anforderungen des VAH, Stand: 02.04.2015): Konz. 2 Min.

Packung à 80 Tücher  
Flow, L, 20 x 30 cm

256449 11,45



Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test).



Preise für Schutzausrüstung und Desinfektionsartikel unterliegen aktuell starken Preisschwankungen. Den aktuellen Tagespreis erfahren Sie bei Ihrem ORBIS Fachhändler.



## ORBI-Sept Wet Wipes

**Gemäß MPG:** Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. (Biozid-Verordnung).  
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### Tuchqualitäten:

- **Standard** – 24 g/m<sup>2</sup>, Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei
- **Soft** – 50 g/m<sup>2</sup>, Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei
- **Premium** – 60 g/m<sup>2</sup>, hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofasergüte), fusselfrei

**Duftnote:** neutral, coolfresh

### Hinweis:

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet.

Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien Flächendesinfektion REF 258134 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 256449.

### Wirkungsspektrum:

Begrenzt viruzid PLUS, Bakterien nach EN 13727 und EN 13697, Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697, TbB(Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348, behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) gemäß DVV/2012 im Flächentest, Adeno-Viren (EN 14476, hohe Belastung), Noro-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung)

### Einwirkzeiten (bezogen auf die getränkten Tücher):

Wirksamkeit der getränkten Tücher nach EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2 Min. Bakterien und Candida albicans (nach VAH, Stand: 02.04.2015, hohe Belastung): Konz. 2 Min. Bakterien und Candida albicans (Tränkflüssigkeit, Eintrag in VAH-/DGHM-Liste): Konz. 5 Min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-/DGHM-Liste).

### In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten:

43,0 g Ethanol, 8,0 g 1-Propanol, 0,055 g Didecyl-dimethylammoniumchlorid.

Beutel à 100 Tücher		
Standard, S, 12 x 20 cm, coolfresh	<b>261127</b>	<b>21,45</b>
Beutel à 240 Tücher		
Soft, M, 15 x 23 cm, neutral	<b>273791</b>	<b>19,75</b>
Beutel à 240 Tücher		
Soft, M, 15 x 23 cm, coolfresh	<b>273792</b>	<b>19,75</b>
Beutel à 90 Tücher		
Soft, L, 28 x 30 cm, neutral	<b>258139</b>	<b>19,15</b>
Beutel à 90 Tücher		
Soft, L, 28 x 30 cm, coolfresh	<b>258140</b>	<b>19,15</b>
Beutel à 75 Tücher		
Premium, L, 30 x 28 cm, neutral	<b>258141</b>	<b>19,15</b>
Beutel à 75 Tücher		
Premium, L, 30 x 28 cm, coolfresh	<b>258142</b>	<b>19,15</b>



VAH-/DGHM-gelistet



Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 (Größe S mit REF 184926)

Preise für Schutzausrüstung und Desinfektionsartikel unterliegen aktuell starken Preisschwankungen. Den aktuellen Tagespreis erfahren Sie bei Ihrem ORBIS Fachhändler.

## ORBI-Sept Wet Wipes Sensitiv NE

**Gemäß MPG:** Alkoholreduzierte Feuchttücher (ohne Ethanol) zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

**Gemäß Biozid-Verordnung:** Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### Tuchqualitäten:

- **Soft** – 50 g/m<sup>2</sup>, Polyester-Viskose-Mischmaterial, fussselfrei
- **Premium** – 60 g/m<sup>2</sup>, hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofaserqualität), fussselfrei

**Duftnote:** neutral

### Hinweis:

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien Flächendesinfektion REF 258134 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 256449.

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) VAH, levurozid (Candida albicans) VAH, tuberkulozid, „begrenzt viruzid PLUS“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren und Adeno-, Rota- und Noro-Viren), wirksam gegenüber Polyoma SV40-Viren nach RKI/DVV.

### Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):

Bakterien (hohe Belastung): Konz. 1 Min.  
Candida albicans nach (hohe Belastung): Konz. 1 Min. TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) (hohe Belastung): Konz. 1 Min. Noro-Viren: Konz. 1 Min., Adeno-Viren: Konz. 1 Min.



Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test).

Verwendbar  
mit Spendereimer  
REF 46122

### Einwirkzeiten für die getränkten Tücher:

Bakterien und Candida albicans und VAH unter hoher Belastung: Konz. 1 Min. Premium: Bakterien und Candida albicans und VAH unter hoher Belastung: Konz. 2 Min. Soft: Bakterien und Candida albicans (Tuch-Tränksystem, Eintrag in VAH-Liste): (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste) Konz. 5 Min.

### In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten:

20,0 g 1-Propanol, 5 g 2-Propanol, Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 29 °C. Ausbringung max. 50 ml pro m<sup>2</sup>. Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml je m<sup>2</sup> Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten.

Beutel à 90 Tücher		
Soft L, 28 cm x 30 cm, neutral	<b>278931</b>	<b>18,50</b>
Beutel à 75 Tücher		
Premium L, 28cm x 28cm, neutral	<b>278932</b>	<b>18,50</b>

Praxis

## ORBI-Wipes

Ungetränkte Vliestücher – geeignet für die Herstellung von Desinfektionstüchern in Tuchspendersystemen

### Tuchqualitäten:

- **Soft** – 50 g/m<sup>2</sup>, Polyester-Viskose-Mischmaterial, fussselfrei. Gleichmäßig mit Desinfektionslösung übergießen, mind. 30 Min. einwirken
- **Premium** – 60 g/m<sup>2</sup>, sehr hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofaserqualität) Gleichmäßig mit Desinfektionslösung übergießen, mind. 30 Min. einwirken

2 Rollen à 240 Stück		
Soft M, 15 x 23 cm	<b>273793</b>	<b>26,95</b>
2 Rollen à 90 Stück		
Soft L, 28 x 30 cm	<b>258302</b>	<b>22,95</b>
2 Rollen à 75 Stück		
Premium, 28 x 28 cm	<b>46121</b>	<b>28,25</b>

**Hinweis:**  
Diese Tücher sind geeignet, um mit der ORBI-Sept Flächendesinfektion die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test) zu erfüllen.





Verwendbar  
mit Spendereimer  
REF 46122 und  
Leeretikett  
REF 25350

## ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt

Extragroße Wischtücher, aus hochwertigem, besonders abriebfestem Vliesmaterial. Entscheiden Sie selbst, welche Wirkstofflösung Sie einsetzen wollen: Einfach die Rolle mit den trockenen Wischtüchern in den Spendereimer einsetzen und mit dem für die Wischdesinfektion zugelassenen Präparats Ihrer Wahl begießen. Eimer schließen, etikettieren und fertig!

- Größe 20 x 30 cm
- Spezialvlies
- Vliesqualität: 50 g/m<sup>2</sup>

<b>Beutel 150 Stück</b>	<b>273790</b>	<b>12,95</b>
<b>ab 6 Packungen je</b>		<b>10,85</b>



## Leerdose

Zur sicheren Aufbewahrung von Desinfektionstüchern

<b>Stück</b>	<b>184926</b>	<b>2,80</b>
--------------	---------------	-------------

**Hinweis:**  
Die aktuellen  
Hygienerichtlinien  
zur Aufbereitung  
von Desinfektionsbe-  
hältern beachten.



Eine maschinelle  
chemo-thermische Auf-  
bereitung bei max. 60 °C  
ist möglich.



## ORBI-Wipes Mikrovlies- tücher, ungetränkt

Feinstes Mikrovlies aus einem fusselfreien, softigen Viskose-Polyester-Gemisch zur Tränkung mit ORBIS Flächendesinfektionsmitteln. Die softige Struktur des Mikrovliestuches gewährleistet eine hervorragende Abgabe der Desinfektionslösung sowie eine einheitliche Benetzung der zu desinfizierenden Oberflächen.

- Hohe Reißfestigkeit
- Optimales Saug- und Wiederabgabevermögen
- Mikrovliesqualität: 50 g/m<sup>2</sup>  
Maße: 27 x 30 cm

### Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 und Leeretikett REF 25350.

2 Mikrovliesrollen à 80 Blatt ungetränkte Wischtücher	<b>279993</b>	<b>22,95</b>
--	---------------	--------------

## ORBI-Wipes Spendereimer

Spendereimer für ORBI-Sept Wet Wipes (getränkte) und ORBI-Wipes (ungetränkte) Tücher verwenden. Selbstklebende Etiketten zur Beschriftung können separat bestellt werden.

Spendereimer, rechteckig, leer Größe: 195 x 195 x 200 mm (L x B x H)	<b>46122</b>	<b>5,75</b>
Neutrales Etikett, selbstklebend, Stück	<b>25350</b>	<b>0,35</b>

Praxis



## ORBI-Sept Bohrerbad

Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von zahnärztlichen Bohrern und rotierenden Instrumenten. Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad

### Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 14561, VAH, levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH, tuberkulozid (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563 begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI.

### Einwirkzeiten:

Bakterien (EN 13727, EN 14561, VAH, hohe Belastung): Konz.: 5 Min. Candida albicans (EN 13624, EN 14562, VAH, hohe Belastung): Konz.: 5 Min. TbB (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563, niedrige Belastung: Konz.: 5 Min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI (hohe Belastung): Konz.: 5 Min.

### In 100 g sind enthalten:

0,396 g Didecyldimethylammoniumchlorid  
0,2475 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin

Flasche 2,5 Liter	<b>263561</b>	<b>16,55</b>
<b>ab 4 Flaschen je</b>		<b>13,55</b>



## ORBI-Sept Instrumentendesinfektion

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionslösung zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauchbadverfahren. Auch geeignet zur Anwendung im Ultraschall. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

### Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727, EN 14561, VAH (hohe Belastung): 1,5 % 15 Min., 1,0 % 60 Min.  
Candida albicans nach EN 13624, EN 14562 VAH (hohe Belastung): 1,5 % 15 Min., 1,0 % 60 Min.  
Bakterien und Candida albicans im Ultraschallbad nach EN 14561 und EN 14562 (hohe Belastung): 1,0 % 5 Min.

„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI und EN 17111 (hohe Belastung): 1,5 % 15 Min. TbB und Mycobakterien (M. terrae und M. avium) nach EN 14348 und EN 14563 (niedrige Belastung): 4,0 % 30 Min., 3,0 % 60 Min.

Enthält Didecyldimethyl-ammoniumchlorid, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin. VO 648/2004/EG: Enthalt 5–15 % nichtionische Tenside, <5 % kationische Tenside, <5 % EDTA-Salze, Duftstoffe.

Flasche 2,5 Liter	<b>262557</b>	<b>28,45</b>
<b>ab 4 Flaschen je</b>		<b>26,45</b>



## Tray-Cleaner

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

**Anwendung:**

- Konzentration 5/10 % max.
- Je nach Verschmutzungsgrad mind. 45 Min. einwirken lassen
- Für Ultraschallbad geeignet

**Hinweis:**  
Produkte aus Chrom, Nickel und Aluminium sollten nicht gemeinsam gereinigt werden.  
Es besteht Korrosionsgefahr!

Dosierflasche 1 Liter	<b>193082</b>	<b>18,95</b>
Kanister 5 Liter	<b>193083</b>	<b>74,95</b>

Praxis

## ORBI-Clean Orange

Gebrauchsfertige Lösung zur schonenden Intensivreinigung von Flächen und Instrumenten. ORBI-Clean Orange entfernt kraftvoll Alginat- und Zementreste, Zink-Eugenol-Pasten und Reste von Abformmassen, Adhäsiven ohne Zerkratzen der Oberflächen.

- Reinigt hervorragend Edelstahlfächen
- Angenehmer Orangenduft

**Hinweis:**

ORBI-Clean Orange ist nicht zur Bearbeitung von Kunststoffoberflächen geeignet.

Flasche 500 ml	<b>275962</b>	<b>10,95</b>
----------------	---------------	--------------



Duftet angenehm nach Orange



## T-Ölspray

Zur Pflege von **Sirona Hand- und Winkelstücken**, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren. Täglich 2-mal für ca. 2/3 Sek. durchsprühen, insbesondere vor jeder Sterilisation. Dose bei Gebrauch senkrecht halten und mit entsprechendem Adapter verwenden.

- Lange Haltbarkeit
- Öl ist geeignet für die Sterilisation im Autoklaven (134 °C)
- Nur für Sirona Hand- und Winkelstücke

Dose 250 ml ohne Adapter **177943 16,95**



## Universal-Spray

Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren. Instrumente täglich 2-mal für ca. 2/3 Sek. durchsprühen, insbesondere vor jeder Sterilisation. Dose bei Gebrauch senkrecht halten und mit vorhandenem Adapter verwenden.

- Lange Haltbarkeit
- Öl ist geeignet für die Sterilisation im Autoklaven (134 °C)

Dose 500 ml ohne Adapter **177942 14,95**  
**ab 6 Dosen je 13,95**



## Kanisterzubehör

Die ORBIS Zubehörteile für unsere Hygienepräparate in Kanistern unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten. Geeignet für 5-Liter- und 10-Liter-Gebinde sowie eine separate Pumpe für 2,5-Liter-Kanister.

### Stück

Kanisterpumpe, 30 ml/Hub, passend für 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter	<b>148116</b>	<b>9,95</b>
Kanisterhahn	<b>148122</b>	<b>7,45</b>
Kanisterschlüssel für 5- und 10-Liter-Gebinde	<b>148149</b>	<b>4,45</b>
Kanisterpumpe für 2,5-Liter-Kanister, Stück	<b>266208</b>	<b>8,65</b>

Praxis

## Flaschenzubehör, Leerflaschen

Die Zubehörteile für unsere Hygienepräparate in Flaschen unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten.

### Stück

Dosierflasche leer, Volumen 1 Liter	<b>148093</b>	<b>4,45</b>
Sprühflasche leer, Volumen 1 Liter	<b>148155</b>	<b>4,55</b>
Sprühkopf für 1 Liter Flasche	<b>148156</b>	<b>3,35</b>
Flasche leer mit Schaumkopf (Foamer) 200 ml	<b>46466</b>	<b>4,60</b>
Flasche leer, gekröpft, für Mundspülbeckenreiniger, 750 ml	<b>16158</b>	<b>2,30</b>
Pumpkopf für 500-ml-/1000-ml-Euroflasche	<b>227165</b>	<b>4,40</b>
ORBI-Wipes neutrales Etikett selbstklebend	<b>25350</b>	<b>0,35</b>



## Messbecher

Messbecher zum einfachen Ansetzen einer Desinfektionslösung für die ORBIS Tuchspender-Systeme. Volumen 2.000 ml.

<b>Stück</b>	<b>241494</b>	<b>8,55</b>
--------------	---------------	-------------



## Bohrerbadbehälter, 3-teilig

- Praktisch für Kleinteile wie Bohrer und Diamanten
- Mit Öffnung im Deckel (für Bohrerabwurf)
- Autoklavierbar
- Mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts
- Kunststoff – Polypropen

Außenmaße: Durchmesser 9,5 cm Höhe: 6,4 cm  
Innenmaße: Durchmesser 8,4 cm

<b>Stück</b>	<b>265449</b>	<b>8,60</b>
--------------	---------------	-------------

Praxis



## Desinfektionswanne

Für alle Desinfektionsmittel geeignet, Inhalt ca. 3 Liter. Die Wanne besteht aus 4 Einzelteilen: Hauptwanne, Siebeinsatz, Abdeckung für Sieb und Wannendeckel. Der Siebeinsatz kann der Wanne entnommen werden und zum erleichterten Abtropfen der Lösung schräg auf die Wanne aufgesetzt werden. Die Wanne ist temperaturbeständig bis 75 °C.

Die Wanne nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln desinfizieren.

Außenmaße (L x B x H): 320 x 215 x 135 mm  
Innenmaße (L x B x H): 245 x 155 x 100 mm  
Aus weißem Kunststoff

<b>Stück</b>	<b>187827</b>	<b>44,95</b>
--------------	---------------	--------------



# Mit Sicherheit sauber!

Desinfektionslinie mit reichlich Auswahl



Made in Germany | 4-Felder-Test (DIN EN 16615) | VAH-gelistet | Verschiedene Duftnoten | Große Auswahl an Tuchqualitäten





## ORBI-Touch Spender 1000

Formschöner Universal-Armhebelspender

- Geeignet für Händedesinfektionen und Handwaschlotionen
  - Passend für Euro-Spenderflaschen 500 oder 1.000 ml
  - Auswechselbare Pumpe
  - Flexible Dosiermengeneinstellung
  - Inkl. Adapter für 500-ml-Spenderflaschen
  - Inkl. 1.000-ml-Leerflasche
  - Inkl. Wandhalterung
- Maße (H x B x T): 330 (bzw. Bügel 350) x 105 x 222 mm
  - Maße (H x B x T): 308 (bzw. Bügel 325) x 105 x 222 mm
  - Wandhalter des Präparatespenders REF 182211 kann weiter verwendet werden, neue Bohrungen entfallen

<b>Spender weiß</b> für 500-/1000-ml-Flaschen	<b>246928</b>	<b>49,95</b>
<b>Spender silber</b> für 500-/1000-ml-Flaschen	<b>246929</b>	<b>66,95</b>

Abtropfschale weiß	<b>246930</b>	<b>7,75</b>
--------------------	---------------	-------------

Abtropfschale silber	<b>246931</b>	<b>11,95</b>
----------------------	---------------	--------------

Pumpe	<b>246932</b>	<b>5,45</b>
-------	---------------	-------------

Schlüssel für Verschlussplatte	<b>246933</b>	<b>2,20</b>
-----------------------------------	---------------	-------------

Praxis



**Oberfläche beständig gegen alkoholische Desinfektionsmittel! Optimierte für ORBI-Touch Handwaschlotion und ORBI-Touch Händedesinfektion.**

## Präparatespender

Wandspender für die Entnahme von Präparaten. Er kann wahlweise mit Händedesinfektionsmittel, Seife oder Pflegelotion bestückt werden.

- Edelstahlgehäuse
- Mit stabilem Bedienungshebel aus Metall
- Dosiermenge ca. 2 ml je Hub
- Für 500-ml-Euroflaschen
- Größe (B x H x T): 95 x 260 x 75 bzw. mit Armhebel: 170 mm
- Leicht zu montieren
- Rostfrei

<b>Stück</b>	<b>182211</b>	<b>74,45</b>
--------------	---------------	--------------



**Wandspender aus rostfreiem Edelstahl für 500-ml-Euroflaschen**

## Sterilisationsfolien

Stabile Papier-/Folienschläuche zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät

- Deutlich sichtbarer Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- Optimale Beibehaltung der Sterilität über einen relativ langen Zeitraum
- Lieferbar in unterschiedlichen Breiten
- Ohne Seitenfalten
- 3-fache Seitenverschweißung
- Doppelschichtfolie aus Polypropylen/Polyester
- Siegeltemperatur 170/200 °C

### Angewandte Normen:

Richtlinie 93/42/EWG, EN 868, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2

### Rolle

Breite 50 mm x 200 m	<b>142942</b>	<b>20,45</b>
ab 8 Rollen je		<b>19,45</b>
Breite 75 mm x 200 m	<b>142943</b>	<b>23,95</b>
ab 5 Rollen je		<b>22,95</b>
Breite 100 mm x 200 m	<b>142944</b>	<b>31,45</b>
ab 4 Rollen je		<b>29,95</b>
Breite 150 mm x 200 m	<b>142954</b>	<b>52,95</b>
Breite 200 mm x 200 m	<b>142955</b>	<b>62,95</b>
Breite 250 mm x 200 m	<b>142957</b>	<b>76,95</b>



Praxis

## Sterilisationsindikator

Klebeband für die Dampfsterilisation (inkl. Indikator)

Das Klebeband ist für die Verwendung von Weichverpackungen nach DIN EN 868-2 und ISO 11607-1 vorgesehen. Bei erfolgreicher Dampfsterilisation erfolgt ein deutlicher Farbumschlag.

### Rolle 50 m

Dampfsterilisation, Breite 19 mm **141219** **8,95**

## Sterilisationstüten

Stabile Papier-/Folienbeutel zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät. Zusätzlich zu der 3-fachen Verschweißung sind die Beutel an einem Ende mit einer 4. Sicherheitsverschweißung versehen.

- Einfache Bestückung der Beutel durch Ausschnitt an der Öffnungsseite
- Deutlich sichtbarer Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- Nicht selbstklebend

### Packung 500 Stück

Breite 50 x 250 mm	<b>260325</b>	<b>16,45</b>
Breite 75 x 250 mm	<b>260326</b>	<b>21,95</b>
Breite 100 x 250 mm	<b>260327</b>	<b>28,25</b>



# ORBIS Composite – Xtrem leicht anzuwenden!

## ORBI-HiFil supremeX

- Lichthärtendes Nanohybrid-Composite
- Herausragende physikalische Eigenschaften
- Für alle Kavitäten
- Optimale Fluoreszenz
- Black-Klassen I bis V

## ORBI-FlowX

- Leichtfließendes Microhybrid-Composite
- Ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt
- Einfache Anwendung durch verbesserte Konsistenz
- Exzellente Farbbeständigkeit und Abriebfestigkeit
- Röntgenopak



## ORBI-HiSilber

Klassisches Amalgam, hochsilberhaltig. Einfach zu verarbeiten, gut stopfbar und formstabil. Für Füllungen der Klassen I und II.

- Gamma-2-frei
- Korrosionsresistent
- Hoher Oberflächenglanz
- Erfüllt den ISO-Standard 1559 und die ADA-Spezifikation Nr. 1
- Normalhärtend
- Ohne Zink

**Zusammensetzung:**


70 % Silber, 18 % Zinn, 12 % Kupfer  
**Mischzeit:** 3.500 UpM ca. 11/12 Sek.,  
 4.500 UpM ca. 9/10 Sek.

**Verarbeitungszeit:** ca. 4 Min.

**Druckfestigkeit:** nach 1 h = 190 MPa,  
 nach 24 h = 510 MPa

**Packungen 50 Kapseln**

Größe 1, 400 mg Legierung, 400 mg Hg	<b>168573</b>	<b>52,95</b>
Größe 2, 600 mg Legierung, 590 mg Hg	<b>168703</b>	<b>68,95</b>
Größe 3, 800 mg Legierung, 800 mg Hg	<b>168705</b>	<b>89,95</b>



Praxis



## ORBI-BulkFill

Das ORBI-BulkFill Composite ist ein lichterhärtendes, fließfähiges, hoch radiopakes (210 % Al) Seitenzahn-Composite für die direkte Füllungstherapie und die Verarbeitung in der BulkFill-Technik.

- Einfache Anwendung: dank seiner leichtfließenden Eigenschaft
- Mehr Effizienz und Zeitersparnis: Schichtstärke bis zu 4 mm
- Keine abschließende Okklusionsschicht notwendig für Kavitäten Klasse I
- Schnell, einfach, sicher
- Universeller Dentinfarbtön
- 100 % frei von Bis-GMA = 100 % biokompatibel

Kapseln 20 x 0,25 g	<b>278273</b>	<b>57,95</b>
Spritze 2 g	<b>278272</b>	<b>24,95</b>



## ORBI-HiFil supremeX

Lichthärtbares Nanohybrid-Composite für Anterior- und Posterior-Restaurationen

- Optimiertes Handling
- Herausragende physikalische Eigenschaften
- Für alle Kavitäten
- Optimale Fluoreszenz
- Black-Klassen I bis V
- Füllstoffe von 0,05 bis 3 µm
- Gesamtfüllstoffgehalt 80 Gew.-% und 69 Vol.-%
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049

### Spritze 4 g

A 1	275909	21,95
A 2	275910	21,95
A 3	275911	21,95
A 3,5	275912	21,95
B 2	275913	21,95
C 3	275914	21,95

### PLT 20 x 0,3 g

A 1	275915	35,95
A 2	275916	35,95
A 3	275917	35,95
A 3,5	275918	35,95
B 2	275958	35,95
C 3	275959	35,95



Nach der Polymerisation lässt sich ORBI-HiFil supremeX sehr schnell auf Hochglanz polieren. Wir empfehlen dazu unsere ORBIpol-Polierer.



Füllungsmaterialien

## ORBI-HiFil easy

Lichthärtendes Universalcomposite für Anterior- und Posterior-Restaurationen

- Geeignet für alle Kavitäten
- Leicht modellierbar
- Klebt nicht am Instrument
- Basiert auf Methacrylat-Harz und anorganischen Füllstoffen
- Partikelgröße von 0,05 bis 1,5 µm
- Gesamtfüllstoffgehalt 81 % (Gew.-%) / 65 % (Vo.-%)
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049

Das Bonding ORBI-Bond SE one (REF 260698) ist perfekt auf die Benutzung mit ORBI-HiFil easy abgestimmt.

### Spritze 4,5 g

A2	260701	18,35
A3	260702	18,35
A3,5	260703	18,35



## ORBI-FlowX

Lichthärtendes, leichtfließendes Microhybrid-Composite für anteriore und begrenzt posteriore Restaurationen (Klassen III, IV und V und kleine Füllungen der Klasse I und II) sowie für Versiegelung von Zähnen und Unterfüllungen von Kavitäten

- Leichtfließend
- Ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt
- Einfache Anwendung durch verbesserte Konsistenz
- Exzellente Farbeständigkeit und Abriebfestigkeit
- Röntgenopak
- Hochglanzpolierbar
- Füllstoffe von 0,05 bis 1 µm
- Gesamtfüllstoffgehalt 62 Gew.-% und 47 Vol.-%
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049

### Spritzen 2 x 2 g

A 1	275924	25,95
A 2	275925	25,95
A 3	275926	25,95
A 3,5	275927	25,95

### PLT 20 x 0,25 g

A 1	275928	35,95
A 2	275929	35,95
A 3	275930	35,95
A 3,5	275931	35,95



Praxis

## ORBI-Applikationskanülen

Kanülen mit stumpfer Edelstahlspitze werden für die präzise Applikation von leicht fließenden (lichthärtenden) Materialien verwendet. Die vorgebogene Metallnadel (30° oder 45°) ermöglicht dabei einen optimalen Zugang zur Kavität.

- Zum Applizieren von handelsüblichen Ätzelgelen, Fissurenversiegeln und Composites
- Passend für alle gängigen Luer-Lock-Spritzen
- Vorgebogen 30° bzw. 45°
- Unsteril
- Hochwertiges Kanülenrohr aus Edelstahl



25 G, Ø 0,5 x 13 mm, 45°,  
**Packung 100 Stück**      **243488**    **12,75**

23 G, Ø 0,6 x 13 mm, 45°,  
**Packung 100 Stück**      **243489**    **12,75**

20 G, Ø 0,9 x 10 mm, 45°,  
**Packung 100 Stück**      **243490**    **12,75**

20 G, Ø 0,9 x 13 mm, 45°,  
**Packung 100 Stück**      **243491**    **12,75**

19 G, Ø 1,1 x 13 mm, 30°,  
**Packung 100 Stück**      **243492**    **12,75**

22 G, Ø 0,7 mm, 45°,  
**Packung 25 Stück**      **149511**    **7,85**



Praxis

## Keramik-Ätzelgel (Flusssäure)

Ätzelgel auf Basis von Flusssäure (5 Gew.-% HF). Es dient zur Erzeugung einer retentiven Oberfläche auf keramischen Werkstücken, wie Inlays, Onlays, Veneers oder Kronen. Die Haftung zwischen der Keramikoberfläche und Befestigungscomposites wird dadurch deutlich erhöht. Die rote Einfärbung garantiert eine gute Erkennung und Abgrenzung auf der Keramik.

Keramik-Ätzelgel ist ein zahntechnisches Produkt und darf keinesfalls im Mund von Patienten verwendet werden!



Packung 6 ml      **177941**    **33,45**

## Ätzelgel (Phosphorsäure)

Ätzelgel auf Basis 37%iger Phosphorsäure. Es dient zum Ätzen von Zahnschmelz und Dentin im Rahmen der Schmelz-Ätz-Technik und Total-Etch-Technik. Das blau-grün gefärbte Ätzelgel ist sehr gut sichtbar und besitzt ein optimales thixotropes Fließverhalten. Nur für zahnmedizinische Zwecke.

**Packung**  
2 x 1,4-ml-Spritze Ätzelgel,  
3 Applikationskanülen      **149486**    **10,45**

**Box**  
9 x 1,4-ml-Spritze Ätzelgel,  
25 Applikationskanülen      **149485**    **34,55**

**Refill**  
50 ml Ätzelgel,  
10 Applikationsspritzen,  
50 Applikationskanülen      **149487**    **54,95**

**Packung**  
25 Stück Applikationskanülen  
Ø 0,7 mm      **149511**    **7,85**





**Extrem gute Haftwerte**



### ORBI-Bond SE one

Selbstätzendes, lichthärtendes Einkomponentenadhäsiv für direkte lichthärtende Restaurationen. Das Bonding ist lösemittelfrei und daher immer von gleichbleibender Qualität. Mit nur einer Schicht wird ein dauerhafter Verbund zum Zahn erzielt. Dank der optimierten Zusammensetzung wird eine extrem gute Haftung auf Schmelz und Dentin erreicht. Auf bearbeitetem Dentin wird die anhaftende Schmierschicht modifiziert und so Teil der aus Kollagen und Adhäsiv bestehenden Hybridschicht.

- Schnell: nur 30 Sek. für Ätzen und Bonden
- Extrem gute Haftwerte > 20 MPa auf Dentin und Schmelz
- Universell: für alle lichthärtenden Composite-Materialien geeignet

Flasche 5 ml **260698 54,75**

Praxis

### ORBI-Bond TE Acetonfrei

ORBI-Bond TE ist ein lichthärtendes gefülltes Ein-Komponenten-Bonding. Es wurde entwickelt für eine starke Bindung von lichthärtenden Composites und Compomeren auf geätzten Schmelz- und Dentinflächen.


ORBI-Bond TE verträgt sich mit allen zzt. im Handel erhältlichen lichthärtenden Composite-Materialien. Auf der Grundlage von Ethanol ist es hydrophil. ORBI-Bond TE kann nach der „Wet-Bonding-Technik“ auf schwach feuchten Dentinoberflächen angewendet werden.

Flasche 5 ml **278758 26,55**



**NEU**  
im Sortiment





## ORBI-Tips

Beflochtene Miniatur-Applikatoren in bester Qualität mit separatem Halter für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten.

<b>Box</b> mit je 100 Stück Appli-Tips in Rot, Gelb, Grün, Blau und 2 Haltern	<b>188767</b>	<b>22,95</b>
<b>Nachfüllpackung 100 Stück</b>		
rot	<b>188770</b>	<b>4,95</b>
gelb	<b>188769</b>	<b>4,95</b>
grün	<b>188768</b>	<b>4,95</b>
blau	<b>188766</b>	<b>4,95</b>
<b>Packung 10 Stück</b> Halter weiß	<b>155056</b>	<b>3,45</b>

## ORBI-Brush

Die biegbaren Mikro-Applikatoren wurden speziell entwickelt für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Das winzige Faserbündel an der Spitze der Applikatoren nimmt eine minimale Flüssigkeitsmenge auf und gibt diese dann gleichmäßig an die zu benetzende Oberfläche ab.

- Länge 85 mm
- Kopfdurchmesser 3 mm


<b>Packung 100 Stück</b>		
blau	<b>170020</b>	<b>5,75</b>
grün	<b>170021</b>	<b>5,75</b>
silber	<b>170022</b>	<b>5,75</b>
violett	<b>170023</b>	<b>5,75</b>




## Pinselansätze

Nylonhaarpinsel für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten

<b>Packung 100 Stück</b>		
Farbe: rot, Borste: weiß, Stärke: fein,	<b>185872</b>	<b>9,25</b>
<b>ab 10 Packungen</b>		<b>8,65</b>
Farbe: rot, Borste: schwarz, Stärke:	<b>140448</b>	<b>9,25</b>
<b>fein, ab 10 Packungen</b>		<b>8,65</b>
Farbe: transparent, Borste: weiß,	<b>185871</b>	<b>9,25</b>
<b>Stärke: fein, ab 10 Packungen</b>		<b>8,65</b>
Farbe: transparent, Borste: schwarz,	<b>179962</b>	<b>9,25</b>
<b>Stärke: mittel, ab 10 Packungen</b>		<b>8,65</b>
Farbe: transparent, Borste: schwarz,	<b>140449</b>	<b>9,25</b>
<b>Stärke: fein, ab 10 Packungen</b>		<b>8,65</b>
<b>Packung 50 Stück</b>		
Farbe: transparent, Borste: weiß,	<b>196535</b>	<b>4,74</b>
<b>Stärke: fein, ab 10 Packungen</b>		<b>4,35</b>
<b>Pinselhalter, Stück</b>	<b>144834</b>	<b>1,45</b>





## Anmischblocks aus Hartfolie

ORBIS Anmischfolienblocks werden aus neutraler, transparenter Hartfolie hergestellt und sind besonders für Zemente geeignet. Die patentierte rutschfeste Unterseite ermöglicht ein verbessertes Handling beim Anmischen, da durch die Vollbeschichtung ein ausreichender Haftkontakt auf allen handelsüblichen Arbeitsplatten erzielt wird.

- Rutschfest
- 2-seitig geblockt

### Hartfolie

Block mit 100 Blatt Größe 70 x 80 mm	<b>147685</b>	<b>5,75</b>
Block mit 35 Blatt Größe 50 x 64 mm	<b>147684</b>	<b>3,45</b>

## Anmischplatten aus Glas

Glasblock zum Anmischen von Zement, allseitig geschliffen und poliert, Kanten abgeschrägt. Große Anmischfläche. Die Glasblocks können auch gekühlt eingesetzt werden. Die Stärke des Glases verhindert dann eine Erwärmung und somit das vorzeitige Abbinden des Zementes.

- Rutschfest
- Leicht zu reinigen
- Einseitig mattiert

### Packung 10 Stück

Größe 70 x 95 x 6 mm	<b>140123</b>	<b>19,45</b>
----------------------	---------------	--------------

## Spatel, universal

Doppelendige Einmalspatel zum Anmischen von zahnärztlichen Werkstoffen wie Zemente oder Composites.

<b>Packung 50 Stück</b>	<b>141254</b>	<b>4,40</b>
-------------------------	---------------	-------------




## Anmischblocks aus Papier

ORBIS Anmischblocks werden aus einem speziellen, 2-seitig beschichteten, abriebfesten hochweißen Papier bzw. reinem Pergament hergestellt und je nach Größe des Blocks 2- oder 3-seitig geblockt. Die als rutschfest ausgelobten Varianten besitzen eine patentierte rutschfeste Unterseite. Das ermöglicht ein verbessertes Handling beim Anmischen, da durch die Vollbeschichtung ein ausreichender Haftkontakt auf allen handelsüblichen Arbeitsplatten erzielt wird.

- Rutschfest
- Spezialpapier

Papier, Größe 35 x 45 mm, 12 x 40 Blatt (z. B. für Dycal)	<b>185969</b>	<b>18,80</b>
Pergamentpapier, Größe 40 x 40 mm, 5 x 50 Blatt (z. B. für Life)	<b>209927</b>	<b>11,95</b>
Antirutsch, Papier, Größe 60 x 75 mm, Block mit 40 Blatt	<b>147667</b>	<b>2,60</b>
Antirutsch, Papier, Größe 70 x 95 mm, Block mit 50 Blatt	<b>144114</b>	<b>3,25</b>
Antirutsch, Papier, Größe 125 x 180 mm, Block mit 25 Blatt	<b>144115</b>	<b>3,75</b>
Antirutsch, Papier, Größe 150 x 240 mm, Block mit 35 Blatt	<b>185744</b>	<b>6,45</b>



## Interdentalkeile

Für die optimale Gestaltung der Füllung durch anatomisch geformte Interdentalkeile aus Ahornholz. Die konkav gestalteten Seitenflächen passen sich ideal der interdentalen Morphologie (Struktur und Form) an. Das rechteckige Ende ermöglicht ein sicheres Halten des Keiles, die aufgebogene Spitze verhindert ein Verletzen der Papillen. Die Interdentalkeile sind aus splitterfreiem Ahornholz gefertigt, das Stabilität und Komprimierbarkeit und damit eine optimale Anpassung an den Zahn gewährleistet.

### Packung 1.000 Stück

gelb	257283	64,85
grün	257287	64,85
orange	257288	64,85
weiß	257284	64,85



Praxis

## Tofflemire-Matrizen- spanner


Die sichere Fixierung von geraden oder gebogenen Kunststoff- oder Metallmatrizen erfolgt mittels Schraubvorrichtung.

- Sterilisierbar bis 180 °C

### Stück

Modell Junior	144327	13,60
Modell Senior	144328	13,60
Modell Universal	144329	13,60





## Tofflemire-Matrizen

Extradünne Matrizen aus rostfreiem Stahl, für Amalgam- und chemisch härtende Füllungen. Zur Erzielung eines möglichst engen Kontaktpunktes.

- Zwei Stärken:  
0,038 mm (x-dünn)  
0,05 mm (dünn)
- Rostfrei

### Packung 30 Stück 0,038 mm

Form 1, Breite 6,5 mm	<b>147678</b>	<b>4,75</b>
Form 2, Breite 8 mm	<b>147683</b>	<b>4,75</b>
Form 3, Breite 7 mm	<b>147713</b>	<b>4,75</b>
Form 13, Breite 5 mm	<b>147717</b>	<b>4,75</b>
Form 15, Breite 5 mm	<b>147718</b>	<b>4,75</b>

### Packung 30 Stück 0,05 mm

Form 1, Breite 6,5 mm	<b>147526</b>	<b>4,75</b>
Form 2, Breite 8 mm	<b>147527</b>	<b>4,75</b>
Form 3, Breite 7 mm	<b>147528</b>	<b>4,75</b>
Form 13, Breite 5 mm	<b>147530</b>	<b>4,75</b>
Form 15, Breite 5 mm	<b>147673</b>	<b>4,75</b>



Praxis



## Matrix-Strips

Extradünne Universalstreifen aus transparentem, reißfestem Polyestermaterial, gerade. Einsetzbar bei der Verarbeitung von licht- und chemisch härtenden Kunststoffen sowie Zementen. Als Matrizenhalter wird vorzugsweise eine Stripklemme eingesetzt.

- Größe: 120 x 8,5 x 0,05 mm
- Reißfest

**Packung 1.000 Stück**      **143274**    **34,55**

## Matrizenband

Matrizenbänder aus Stahl auf Rollen, 10 m lang und 0,05 mm stark.

### Rolle 10 m

5 mm breit	<b>289700</b>	<b>14,95</b>
6 mm breit	<b>289701</b>	<b>14,95</b>
7 mm breit	<b>289702</b>	<b>14,95</b>



Mit Kugelspitze!



## ORBI-WHO Parodontalsonde

Parodontalsonde – Furkationssonde (mit Kugelspitze) mit rundem Griff. Geeignet zum Erstellen des PS-Index

- Abstufung: 3,5 / 5,5 / 8,5 / 11,5
- Spezielle biokompatible Farbbeschichtung, die nicht verblasst
- Autoklavierbar
- Korrosionsbeständiger Edelstahl, superhart, perfekter Schliff für lang anhaltende Schärfe
- Nickelfrei

<b>Stück</b>	<b>256488</b>	<b>12,95</b>
--------------	---------------	--------------

## ORBI-Kürette Gracey

Für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich, OK + UK, leichte Abwinkelung

### Stück

Figur 1–2, für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich, OK + UK, leichte Abwinkelung	<b>252052</b>	<b>18,75</b>
---	---------------	--------------

Figur 3–4, für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich, OK + UK, mittlere Abwinkelung	<b>252053</b>	<b>18,75</b>
--	---------------	--------------

Figur 5–6, für alle Wurzelflächen an den Prämolaren und Frontzähnen, OK + UK, leichte Abwinkelung,	<b>252054</b>	<b>18,75</b>
--	---------------	--------------

Figur 7–8 für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren, OK + UK, mittlere Abwinkelung	<b>252056</b>	<b>18,75</b>
--	---------------	--------------

Figur 9–10, für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren, OK + UK, starke Abwinkelung	<b>252057</b>	<b>18,75</b>
--	---------------	--------------

Figur 11–12, für mesiale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren, OK + UK, mittlere Abwinkelung,	<b>252058</b>	<b>18,75</b>
--	---------------	--------------

Figur 13–14, für distale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren, OK + UK	<b>252059</b>	<b>18,75</b>
---	---------------	--------------

## ORBI-Kürette Columbia

Universalkürette für den Frontzahnbereich oder den posterioren Bereich, OK + UK

### Stück

Figur 2R/2L für den Frontzahnbereich	<b>256486</b>	<b>18,75</b>
--------------------------------------	---------------	--------------

Figur 4R/4L für den posterioren Bereich	<b>256487</b>	<b>18,75</b>
---	---------------	--------------

Praxis




## ORBI-Scaler

### Stück

ORBI-Scaler H6/H7, Universalscaler für den Front- und Seitenzahnbereich	<b>252060</b>	<b>18,75</b>
ORBI-Scaler 204SD, Spezialscaler für die Interdentalräume des Front- und Seitenzahnbereiches	<b>256485</b>	<b>18,75</b>
ORBI-Scaler 204S, Spezialscaler für die Interdentalräume des Seitenzahnbereiches	<b>252061</b>	<b>18,75</b>



**PREMIUM  
INSTRUMENT**



## ORBI-Steel Zahnsonde

- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

### Stück

Figur 9	<b>258232</b>	<b>3,90</b>
Figur 17	<b>258233</b>	<b>3,90</b>
Figur 23	<b>258234</b>	<b>3,90</b>


## Zahnsonden

Standardsonden, mit feinen Arbeitsspitzen. Mit leichtem 8-Kant-Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

Figur 8	<b>143123</b>	<b>3,55</b>
<b>ab 12 Stück je</b>		<b>3,15</b>
Figur 9	<b>143124</b>	<b>3,55</b>
<b>ab 12 Stück je</b>		<b>3,15</b>
Figur 17	<b>143125</b>	<b>3,55</b>
<b>ab 12 Stück je</b>		<b>3,15</b>
Figur 23	<b>143126</b>	<b>3,55</b>
<b>ab 12 Stück je</b>		<b>3,15</b>



**NEU**  
im Sortiment

## Zahnsonden Rundgriff

Standardsonden aus rostfreiem Stahl für die Diagnostik. Mit feinen flexiblen Arbeitsspitzen und leicht geriffeltem Rundgriff.

### Stück

Figur 8	<b>278800</b>	<b>4,75</b>
Figur 9	<b>278801</b>	<b>4,75</b>
Figur 17	<b>278802</b>	<b>4,75</b>
Figur 23	<b>278803</b>	<b>4,75</b>





## ORBI-Steel Pinzette College

- Hochwertiger, electropolierter, medizinischer Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

### Stück

kurze Spitze	<b>258235</b>	<b>6,50</b>
lange Spitze	<b>258236</b>	<b>6,50</b>

## Pinzette College RS

Standardpinzette, mit feinen, innen gerieften Arbeitsspitzen

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

kurze Spitze ab 12 Stück je	<b>143082</b>	<b>5,45</b> <b>5,05</b>
lange Spitze ab 12 Stück je	<b>143083</b>	<b>5,45</b> <b>5,05</b>

## ORBIS Zahnpinzette nach Meriam

Mit feinen, innen gerieften Arbeitsspitzen

- Rostfreier Edelstahl

### Stück

Pinzette nach Meriam	<b>278799</b>	<b>7,95</b>
----------------------	---------------	-------------

**NEU**  
im Sortiment





## Mundspiegel, frontbeschichtet

Qualitätsmundspiegel, mit hochwertiger Frontbeschichtung. Extrem hoher Reflexionsgrad, dadurch besonders helle und scharfe Abbildung in natürlichen Farben. Verzerrungsfrei, für ein entspanntes Arbeiten.

- Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe
- Nickelfrei

### Packung 12 Stück

Größe 3, 20 mm, plan	<b>277784</b>	<b>19,95</b>
Größe 4, 22 mm, plan	<b>277783</b>	<b>19,95</b>
Größe 5, 24 mm, plan	<b>277782</b>	<b>19,95</b>



## Mundspiegel RS

Qualitätsmundspiegel, mit hohem Reflexionsgrad und angenehm hellem Bild

- Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe
- Nickelfrei

### Packung 12 Stück

Größe 4, 22 mm, hohl	<b>277787</b>	<b>12,95</b>
Größe 5, 24 mm, hohl	<b>277786</b>	<b>12,95</b>

### Packung 12 Stück

Größe 3, 20 mm, plan	<b>277781</b>	<b>11,35</b>
Größe 4, 22 mm, plan	<b>277780</b>	<b>11,35</b>
Größe 5, 24 mm, plan	<b>277779</b>	<b>11,35</b>

## Mundspiegel RS, hauchfrei

Qualitätsmundspiegel, mit sehr hohem Reflexionsgrad und besonders hellem Bild. Ein spezielles Verfahren bewirkt, dass der leicht angewärmte Spiegel im Mund des Patienten über längere Zeit hinweg nicht beschlägt.

- Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe
- Nickelfrei

### Packung 12 Stück

Größe 4, 22 mm, hohl	<b>143061</b>	<b>26,95</b>
Größe 5, 24 mm, hohl	<b>143063</b>	<b>26,95</b>

### Packungen 12 Stück

Größe 4, 22 mm, plan	<b>143062</b>	<b>26,95</b>
Größe 5, 24 mm, plan	<b>143064</b>	<b>26,95</b>



**Klare Sicht – beschlägt nicht!**

**PREMIUM  
INSTRUMENT**

**NEU**  
im Sortiment

## ORBI-Steel Mundspiegelgriff Ergoform

Premium Instrument für den täglichen Gebrauch. Mundspiegelgriff mit ausgeprägter, ergonomischer Grifffläche für besonders angenehme Handhabung.

- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl
- Hohl gearbeitet

<b>Stück</b>	<b>278796</b>	<b>11,25</b>
--------------	---------------	--------------



## Mundspiegelgriffe

ORBIS Mundspiegelgriffe mit Normgewinde als leichter, hohler 6-Kant-Griff oder in der Variante massive Form mit 8-Kant-Griff.

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b>		
6-Kant-Griff	<b>143077</b>	<b>4,65</b>
8-Kant-Griff	<b>278804</b>	<b>3,95</b>



**NEU**  
im Sortiment

**PREMIUM  
INSTRUMENT**


**NEU**  
im Sortiment


## ORBI-Steel Scharfer Löffel Hemingway

Zur Entfernung von Gewebe, kleinen Wurzelresten oder Fremdkörpern sowie zur Säuberung von Zahnalveolen

- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl
- Mit scharf geschliffenem Löffelrand
- Doppelendig
- Mit 2 unterschiedlich großen Funktionsköpfen

Breite Löffel: 2,8 mm und 4,5 mm	<b>278794</b>	<b>15,95</b>
----------------------------------	---------------	--------------





**PREMIUM  
INSTRUMENT**

## ORBI-Steel Zementspatel

- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

### Stück

schmal, 5,2 mm	<b>258228</b>	<b>7,55</b>
mittel, 6 mm	<b>258229</b>	<b>7,55</b>
breit, 7,5 mm	<b>258230</b>	<b>7,55</b>

## Zementspatel, doppelendig


Standard-Zementspatel, mit feinen, steifen Arbeitsblättern. Mit leichtem 8-Kant-Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

schmal, 5 mm	<b>141280</b>	<b>6,95</b>
mittel, 6 mm	<b>141281</b>	<b>6,95</b>
breit, 7 mm	<b>141282</b>	<b>6,95</b>

Praxis



**PREMIUM  
INSTRUMENT**

## ORBI-Steel Heidemannspatel

- 8-Kant-Griff, geriffelt
- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

### Stück

schmal, 2 mm	<b>258224</b>	<b>9,45</b>
mittel, 2,5 mm	<b>258226</b>	<b>9,45</b>
breit, 3 mm	<b>258227</b>	<b>9,45</b>

## Heidemannspatel

Leichte und robuste Standardspatel nach Heidemann

- 8-Kant-Griff
- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

schmal, 2 mm	<b>141357</b>	<b>8,35</b>
mittel, 2,5 mm	<b>141360</b>	<b>8,35</b>
breit, 3 mm	<b>141363</b>	<b>8,35</b>

## Kugelstopfer

Standard-Kugelstopfer, mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-Kant-Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

Ø 1,0/1,3 mm	<b>141083</b>	<b>7,95</b>
Ø 1,4/1,8 mm	<b>141085</b>	<b>7,95</b>
Ø 1,9/2,3 mm	<b>141087</b>	<b>7,95</b>
Ø 2,5/3,0 mm	<b>141185</b>	<b>7,95</b>

## Planstopfer

Standard-Planstopfer, mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-Kant-Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

Ø 1,0/1,2 mm klein	<b>141232</b>	<b>7,15</b>
Ø 1,2/1,5 mm mittel	<b>141242</b>	<b>7,15</b>
Ø 1,8/2,0 mm groß	<b>141307</b>	<b>7,15</b>





**NEU**  
im Sortiment

**PREMIUM  
INSTRUMENT**

## ORBI-Steel Artikulationspinzette

Premiuminstrument für den täglichen Gebrauch. Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier.

- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl
- Länge: 15 cm
- Sterilisierbar, autoklavierbar

<b>Stück</b>	<b>279545</b>	<b>10,95</b>
--------------	---------------	--------------



## Artikulationspinzette

Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b>	<b>145814</b>	<b>9,35</b>
--------------	---------------	-------------

## Wangenabhalter Hilger

Wangenabhalter nach Hilger. Das Instrument passt auf die handelsüblichen Mundspiegelgriffe.

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b>	<b>141270</b>	<b>10,95</b>
--------------	---------------	--------------



Praxis

## Kronenscheren


Stabile Kronenscheren. Spitz-spitze, kräftige Schneiden.

- Rostfrei
- Einseitig gezahnt

### Stück

gebogen, Länge: 115 mm	<b>143246</b>	<b>6,55</b>
------------------------	---------------	-------------

gerade, Länge: 115 mm	<b>143247</b>	<b>6,55</b>
-----------------------	---------------	-------------





## ORBI-Steel Teleskopkronenzange

Premiuminstrumente für den täglichen Gebrauch

- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl
- Diamantierte Spitzen
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

### Stück

Mini, Länge 12,5 cm	<b>258237</b>	<b>93,95</b>
Normal, Länge 15 cm	<b>258238</b>	<b>99,25</b>

## ORBIS Fadenleger

Zum atraumatischen und exakten Legen von Retraktionsfäden. Mit zwei verschiedenen angewinkelten Arbeitsenden.

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b>	<b>278798</b>	<b>15,95</b>
--------------	---------------	--------------


## Nadelhalter nach Mathieu

Stabiler Nadelhalter mit Hartmetall-Einlagen für besonders sicheren Halt

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

Länge: 140 mm	<b>143311</b>	<b>68,75</b>
Länge: 170 mm	<b>143312</b>	<b>72,95</b>



## ORBI-Steel Tamponstopfer Luniatschek

Chirurgisches Instrument zum Auffassen von Tupfern und Streifen sowie zur Applikation von Tupfern und Streifen in Wunden bzw. Höhlen

- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl
- Doppelendig
- 2 schwalbenschwanzförmige Arbeitsenden

### Stück

Länge: 17,5 cm, Breite: 2,2 mm	<b>278795</b>	<b>9,95</b>
--------------------------------	---------------	-------------

**NEU**  
im Sortiment



## ORBIS Chirurgische Pinzette

Zur Fixierung und Bewegung von Gewebe wie beispielsweise bei der Entfernung von Füllungen und Zahnteilen oder zum Einsetzen von Watterollen.

- Ineinandergreifende, scharfe Zähne
- Rostfreier Edelstahl

### Stück

Chirurgische Pinzette	<b>278797</b>	<b>9,95</b>
-----------------------	---------------	-------------



## Skalpellgriff Nr. 3

Stabiler Skalpellgriff, mit präzisiertem Aufnahme-Clip für Skalpellklingen. Mit Griffrielen für sicheren Halt, auch bei feuchten Handschuhen.

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

	<b>143519</b>	<b>4,65</b>
--	---------------	-------------


## Zahnfleischscherer nach Goldman-Fox

Filigrane Zahnfleischscherer. Spitz-spitze Schneiden, eine davon leicht gezahnt. Auch als Fadenscherer einsetzbar. Länge 130 mm.

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

Länge: 13 cm	<b>140417</b>	<b>14,25</b>
--------------	---------------	--------------



Praxis



## Zahnfleischscheren

Filigrane Standard-Zahnfleischscherer. Spitz-spitze Schneiden, Länge 110 mm.

- Aus rostfreiem Stahl

### Stück

gerade, Länge: 11 cm	<b>140082</b>	<b>8,85</b>
gebogen, Länge: 11 cm	<b>140083</b>	<b>9,25</b>



**NEU**

im Sortiment

**PREMIUM  
INSTRUMENT**

## ORBI-Steel Raspatorium Williger

Premiuminstrument. Chirurgisches Schabinstrument. Eignet sich zum Zurückklappen und Abhalten des Periost.

- Hochwertiger, elektropolierter, medizinischer Edelstahl

**Stück**

Länge: 16 cm	<b>278793</b>	<b>17,95</b>
--------------	---------------	--------------



Praxis



## Wurzelheber nach Bein

Stabile Wurzelheber, mit geraden Arbeitsenden und ergonomisch korrektem Handgriff

- Aus rostfreiem Stahl

**Stück**

schmal, 2 mm	<b>141598</b>	<b>19,65</b>
mittel, 3 mm	<b>141556</b>	<b>19,65</b>
breit, 4 mm	<b>141496</b>	<b>19,65</b>

## Hohlmeißelzange

Universal-Hohlmeißelzange, nach Mead

- Aus rostfreiem Stahl

**Stück**

Standard, Länge: 140 mm	<b>146971</b>	<b>54,95</b>
Mini, Länge: 120 mm	<b>146972</b>	<b>54,95</b>





1



7



17



18



13



22



67A



79



33A



51A



## Zahn- und Wurzelzangen

Stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff

- Aus Edelstahl

Zahnzange, Figur 1, OK-Frontzähne, Stück **187304 48,25**

Zahnzange, Figur 7, OK-Prämolaren, Stück **187305 48,25**

Zahnzange, Figur 17, OK-Molaren rechts, Stück **187300 48,25**

Zahnzange, Figur 18, OK-Molaren links, Stück **187301 48,25**

Zahnzange, Figur 13, UK-Prämolaren, Stück **187303 48,25**

Zahnzange, Figur 22, UK-Molaren, Stück **187302 48,25**

Zahnzange, Figur 67A, OK-Molaren Weisheitszähne, Stück **187307 48,25**

Zahnzange, Figur 79, UK-Weisheitszähne, Stück **187308 48,25**

Wurzelzange, Figur 33A, UK-Wurzel, Stück **187306 48,25**

Wurzelzange, Figur 51A, OK-Wurzel, Stück **187309 48,25**

Praxis



**Sehr große  
Farbauswahl.  
Latexfrei!**



Praxis

## Serviettenhalter, farbig

Serviettenhalter aus thermoplastischem Kunststoff.

- Autoklavierbar
- Länge: 48 cm
- Latexfrei

### Hinweis:

Nicht für die Aufbereitung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten geeignet!

#### Stück

gelb	248323	4,95
grün	248324	4,95
pink	248327	4,95
weiß	248328	4,95
lila	248329	4,95
rot	248330	4,95
hellblau	248331	4,95
neongelb	248332	4,95
orange	248333	4,95
blau	248334	4,95

#### Packung 5 Stück

gelb	241036	15,95
grün	241037	15,95
pink	241038	15,95
weiß	241158	15,95
lila	241159	15,95
rot	241160	15,95
hellblau	241161	15,95
neongelb	241162	15,95
orange	241163	15,95
blau	266931	15,95

#### Serviettenhalter Ersatz- Kunststoffklemme

	255474	2,20
--	--------	------

## Serviettenkettchen

Serviettenhalter aus verchromter Perlenkette, in der Länge verstellbar. Die Servietten werden von den Klemmen sicher fixiert.

- Autoklavierbar
- Länge: 45 cm

Stück	147889	5,65
-------	--------	------


## ORBI-Serviettenhalter

Hygienische Einweg-Serviettenhalter

- Unkompliziertes Anbringen durch 2 Klebestreifen
- Hoher Tragekomfort durch weiches Krepp-Papier
- One Size
- Perfekte Sicherheit in der Hygienekette

Packung 250 Stück	230606	14,65
-------------------	--------	-------





## Normtrays aus Aluminium

Aluminium, eloxiert. Nicht geeignet für den Thermodesinfektor, auch empfindlich gegenüber manchen Desinfektionsmitteln, z. B. solche auf Basis von Wasserstoffperoxid.

- Deckelteile: 288 x 190 x 24 mm
- Bodenteile: 284 x 183 x 17 mm

### Bodenteil gelocht, Stück

blau	183120	10,95
gold	183121	10,95
grün	183125	10,95
rot	183346	10,95
silber	183347	10,95

### Bodenteil ungelocht, Stück

blau	183350	10,95
gold	183443	10,95
grün	183566	10,95
rot	183740	10,95
silber	183744	10,95

### Deckel, Stück

gelocht silber	183790	10,95
ungelocht silber	183803	10,95

### Instrumentenhalter für 11 Instrumente

	183858	7,55
--	--------	------



Praxis

## Normtrays aus Edelstahl

Edelstahl, rostfrei. Mit allen Verfahren sterilisierbar.

- Deckelteile: 284 x 183 x 39 mm
- Bodenteile: 284 x 183 x 17 mm

### Stück

Deckel gelocht	185153	23,95
Boden gelocht	185154	23,95

### Stück

Deckel ungelocht	185157	20,95
Boden ungelocht	185158	20,95

### Instrumentenhalter Edelstahl für 16 Instrumente

	185152	9,95
--	--------	------



## Hedstroem-Feilen

Stahlinstrumente, mit ergonomischem Kunststoffgriff, ISO-farbcodiert am Griff. Maßgenau nach ISO 3630, bruchstabil und mit hervorragender Schneidleistung. Sterilisierbar bis 200 °C.

- Länge: 25 mm
- Codierung: Kreis

### Packung 6 Stück 25 mm

ISO 010	<b>149598</b>	<b>6,65</b>
ISO 015	<b>149599</b>	<b>6,65</b>
ISO 020	<b>149600</b>	<b>6,65</b>
ISO 025	<b>149601</b>	<b>6,65</b>
ISO 030	<b>149602</b>	<b>6,65</b>
ISO 035	<b>149604</b>	<b>6,65</b>
ISO 040	<b>149605</b>	<b>6,65</b>
ISO 045	<b>149606</b>	<b>6,65</b>
ISO 050	<b>149607</b>	<b>6,65</b>
ISO 015–040	<b>149535</b>	<b>6,65</b>



## K-Bohrer

Stahlinstrumente, mit ergonomischem Kunststoffgriff, ISO-farbcodiert am Griff. Maßgenau nach ISO 3630, bruchstabil und mit hervorragender Schneidleistung. Sterilisierbar bis 200 °C.

- Länge: 25 mm
- Codierung: Dreieck

### Packung 6 Stück 25 mm

ISO 010	<b>149575</b>	<b>6,55</b>
ISO 015	<b>149576</b>	<b>6,55</b>
ISO 020	<b>149577</b>	<b>6,55</b>
ISO 025	<b>149578</b>	<b>6,55</b>
ISO 030	<b>149579</b>	<b>6,55</b>
ISO 035	<b>149580</b>	<b>6,55</b>
ISO 040	<b>149581</b>	<b>6,55</b>
ISO 045	<b>149582</b>	<b>6,55</b>
ISO 050	<b>149583</b>	<b>6,55</b>
ISO 015–040	<b>149534</b>	<b>6,55</b>



## K-Feilen

Stahlinstrumente, mit ergonomischem Kunststoffgriff, ISO-farbcodiert am Griff. Maßgenau nach ISO 3630, bruchstabil und mit hervorragender Schneidleistung. Sterilisierbar bis 200 °C.

- Länge: 25 mm
- Codierung: Quadrat

### Packung 6 Stück 25 mm

ISO 010	<b>149584</b>	<b>6,65</b>
ISO 015	<b>149588</b>	<b>6,65</b>
ISO 020	<b>149589</b>	<b>6,65</b>
ISO 025	<b>149592</b>	<b>6,65</b>
ISO 030	<b>149593</b>	<b>6,65</b>
ISO 035	<b>149594</b>	<b>6,65</b>
ISO 040	<b>149595</b>	<b>6,65</b>
ISO 045	<b>149596</b>	<b>6,65</b>
ISO 050	<b>149597</b>	<b>6,65</b>
ISO 015–040	<b>149533</b>	<b>6,65</b>



Praxis

## Guttapercha-Spitzen

Guttapercha-Spitzen, aus homogener, biokompatibler und volumenbeständiger Naturguttapercha. Die stabilen Stifte ermöglichen eine dichte, wandständige Füllung und sind für jede Kondensationstechnik (lateral und vertikal) geeignet. Leichtes Handling und hygienische Aufbewahrung durch Schiebeschachtel mit Stiftsicherung. Die Farbcodierung der Guttapercha-Spitzen verhindert die Verwechslung verschiedener Größen und vereinfacht die Zuordnung zu ISO-aufbereiteten Wurzelkanälen. Enthalten kein Hydrochinon.

- Länge 28 mm
- Röntgensichtbar
- Farblich

### Schiebeschachtel 120 Stück

ISO 015	<b>140139</b>	<b>7,15</b>
ISO 020	<b>140140</b>	<b>7,15</b>
ISO 025	<b>140141</b>	<b>7,15</b>
ISO 030	<b>140142</b>	<b>7,15</b>
ISO 035	<b>140143</b>	<b>7,15</b>
ISO 040	<b>140144</b>	<b>7,15</b>
ISO 015–040 Sortiment	<b>142749</b>	<b>7,15</b>
ISO 045	<b>140145</b>	<b>7,15</b>



ISO 050	<b>140146</b>	<b>7,15</b>
ISO 055	<b>140147</b>	<b>7,15</b>
ISO 060	<b>140148</b>	<b>7,15</b>
ISO 070	<b>140149</b>	<b>7,15</b>
ISO 080	<b>140150</b>	<b>7,15</b>
ISO 045–080 Sortiment	<b>142750</b>	<b>7,15</b>

## Papierspitzen, color

Die Papierspitzen werden aus extrem saugstarkem Papier ohne chemische Zusätze und Bindemittel hergestellt. Zur optimalen Trocknung des Wurzelkanals nach exakter Vorbereitung mit genormten WKZ-Instrumenten.

- Steril
- Länge 28 mm
- Absolut maßhaltig nach ISO-Norm
- Hohe, gleichbleibende Flexibilität
- Farbe: weiß, mit farbmarkiertem Ende

### Packung 200 Stück

ISO 015	<b>260100</b>	<b>4,95</b>
ISO 020	<b>260102</b>	<b>4,95</b>
ISO 025	<b>260103</b>	<b>4,95</b>
ISO 030	<b>260104</b>	<b>4,95</b>
ISO 035	<b>260105</b>	<b>4,95</b>
ISO 040	<b>260106</b>	<b>4,95</b>
ISO 015–040 Sortiment	<b>260101</b>	<b>4,95</b>
ISO 045	<b>260107</b>	<b>4,95</b>
ISO 050	<b>260109</b>	<b>4,95</b>
ISO 055	<b>260110</b>	<b>4,95</b>
ISO 060	<b>260111</b>	<b>4,95</b>
ISO 070	<b>260112</b>	<b>4,95</b>
ISO 080	<b>260113</b>	<b>4,95</b>
ISO 045–080 Sortiment	<b>260108</b>	<b>4,95</b>



## Papierspitzen, weiß

Die Papierspitzen werden aus extrem saugstarkem Papier ohne chemische Zusätze und Bindemittel hergestellt. Zur optimalen Trocknung des Wurzelkanals nach exakter Vorbereitung mit genormten WKZ-Instrumenten.

- Gammabestrahlt
- Länge 28 mm
- Absolut maßhaltig nach ISO-Norm
- Hohe, gleichbleibende Flexibilität
- Farbe: weiß

### Packung 200 Stück

ISO 015	<b>278857</b>	<b>4,95</b>
ISO 020	<b>278858</b>	<b>4,95</b>
ISO 025	<b>278859</b>	<b>4,95</b>
ISO 030	<b>278861</b>	<b>4,95</b>
ISO 035	<b>278862</b>	<b>4,95</b>
ISO 040	<b>278863</b>	<b>4,95</b>
ISO 015–040 Sortiment	<b>278870</b>	<b>4,95</b>
ISO 045	<b>278864</b>	<b>4,95</b>
ISO 050	<b>278865</b>	<b>4,95</b>
ISO 055	<b>278866</b>	<b>4,95</b>
ISO 060	<b>278867</b>	<b>4,95</b>
ISO 070	<b>278868</b>	<b>4,95</b>
ISO 080	<b>278869</b>	<b>4,95</b>
ISO 045–080 Sortiment	<b>278871</b>	<b>4,95</b>



Praxis



## Schaumstoffeinsätze

Diese Einsätze aus feinporigem Schaumstoff passen perfekt zur ORBIS Endo-Box sowie zu den am meisten verbreiteten Zwischenablagen für Wurzelkanalinstrumente, wie Clean Stand, Interim Stand, Twin Bloc.

<b>Packung 25 Stück</b> Höhe 1 cm / Ø 5 cm, z.B. für Clean Stand	<b>190500</b>	<b>6,90</b>
<b>Packung 50 Stück</b> Höhe 0,5 cm / Ø 5 cm, z.B. für Interim Stand und ORBIS Endo-Box	<b>190501</b>	<b>6,90</b>
<b>Packung 25 Stück</b> Höhe 1 cm / Ø 6,5 cm, z.B. für Twin Bloc	<b>190504</b>	<b>6,90</b>

## Endo-Box black

Zur einfachen Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten

- Autoklavierbar
- Mit ORBIS Schaumstoffeinsätzen REF 190501 kompatibel
- Farbe: schwarz



<b>Stück</b>	<b>266930</b>	<b>12,95</b>
--------------	---------------	--------------

Praxis



## Bohrerreinigungsbürste

Zum groben Vorreinigen von Bohren

- Aus Messingdraht oder Nylon
- Länge 55 mm, Breite 25 mm

<b>Stück</b>		
Messingdraht Länge 55 mm, Breite 25 mm	<b>141384</b>	<b>2,00</b>
Nylon, weiß, Länge 55 mm, Breite 25 mm	<b>230095</b>	<b>3,10</b>

### Hinweis:


Der gewellte Messingdraht greift die Oberflächen der Bohrer nicht an. Bohrerreinigungsbürsten aus Nylon sind auch für die Vorreinigung im Zuge der Aufbereitung von Instrumenten aller Art geeignet.

## ORBI-Strips diamantiert

Zur approximalen Füllungsgestaltung bei Composites, Kunststoffen, Glas-Ionomer-Zementen und Amalgamfüllungen

- Wiederverwendbar
- Einseitig belegt
- Perforiert
- Höhere Flexibilität
- Geringere Wärmeentwicklung
- Autoklavierbar bei 134 °C

<b>Packung 10 Stück</b>		
blau-medium, 2,5 mm	<b>265457</b>	<b>32,45</b>
rot-fine, 2,5 mm	<b>265458</b>	<b>32,45</b>
blau-medium, 3,75 mm	<b>265459</b>	<b>34,45</b>
rot-fine, 3,75 mm	<b>265460</b>	<b>34,45</b>



## ORBIPol-discs

Die Polierscheiben sind aus besonders dünnem und flexiblen Material und für schwer zugängliche Bereiche geeignet.

- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid
- Pop-On – kompatibel mit Sof-Lex Pop-On Mandrell (1983RA)
- Für Composites, Gold und Amalgam
- In 2 Größen, Ø 10 mm + Ø 14 mm
- Drehzahl: 7.000 – 10.000 UpM, max.20.000 UpM
- Autoklavierbar

### Starter-Set

Ø 10 mm, mit je 25 Stück der Scheiben coarse, medium, fine und extra-fine sowie einem Mandrell

**271118 32,45**

### Starter-Set

Ø 14 mm, mit je 25 Stück der Scheiben coarse, medium, fine und extra-fine sowie einem Mandrell

**271117 32,45**

Packung 3 Stück Mandrell W

**271119 21,95**

### Packung 100 Stück

x-fine, small, gelb, Ø 10 mm

**265464 32,45**

fine, small, orange, Ø 10 mm

**265463 32,45**

medium, small, hellrot, Ø 10 mm

**265462 32,45**

coarse, small, rot, Ø 10 mm

**265461 32,45**

### Packung 100 Stück

x-fine, large, gelb, Ø 14 mm

**265468 32,45**

fine, large, orange, Ø 14 mm

**265467 32,45**

medium, large, hellrot, Ø 14 mm

**265466 32,45**

coarse, large, rot, Ø 14 mm

**265465 32,45**

Praxis



## ORBIpol alloy-F

Instrument **zum konturierenden Abtragen von Amalgam**, ohne das Risiko, beim Einsatz des Instruments den natürlichen Zahnschmelz zu beschädigen. So kann auch am Füllungsrand gearbeitet werden, was dazu beiträgt, Randspalten zu vermeiden. Zum abschließenden Finieren und Hochglanzpolieren empfehlen wir unsere „ORBIpol universal“-Instrumente.

- Empfohlene Drehzahl: 5.000 UpM
- Montiert für Winkelstück
- Autoklavierbar bei 134 °C – 2,1 bar – 5 Min.

### Packung 12 Stück

F-Spitze, dunkelgrau	<b>34006</b>	<b>18,35</b>
F-Minispitze, dunkelgrau	<b>34007</b>	<b>18,35</b>
F-Kelch, dunkelgrau	<b>34008</b>	<b>18,35</b>



## ORBIpol micro-P

**Hochwertige Composite-Polierer** für seidigen und lang anhaltigen Oberflächenglanz, geeignet für Composite-Materialien mit Microfüller. Hohe Standzeit, gute Ergebnisse in nur einer Polierstufe!

- Empfohlene Drehzahl: 5.000 UpM
- Montiert für Winkelstück
- Autoklavierbar bei 134 °C – 2,1 bar – 5 5 Min.

### Packung 12 Stück

P-Spitz, gelb	<b>34354</b>	<b>18,35</b>
P-Minispitze, gelb	<b>34355</b>	<b>18,35</b>
P-Kelch, gelb	<b>34356</b>	<b>18,35</b>



Praxis

## ORBIpol ceram-P

**High-End-Polierer** für alle keramischen Füllungen sowie keramische Teil- bzw. Vollkronen. Die mit Naturdiamant angereicherten Polierkörper bewirken eine echte Hochglanzpolitur in nur einer Polierstufe und machen so eine Wiederholung des Glanzbrandes nach eventuellen Korrekturen überflüssig. Einfache Anwendung – maximale Zeitersparnis!

- Empfohlene Drehzahl: 10.000 UpM
- Montiert für Winkelstück
- Autoklavierbar bei 134 °C – 2,1 bar – 5 5 Min.

### Packung 6 Stück

P-Spitze, grau	<b>34282</b>	<b>22,65</b>
P-Minispitze, grau	<b>34283</b>	<b>22,65</b>
P-Kelch, grau	<b>34284</b>	<b>22,65</b>



## ORBIpol tec

**Dreistufiges Poliersystem für prothetische und kieferorthopädische Werkstoffe.** Mit dem grünen ORBIpol tec-K Instrument wird ein schneller Materialabtrag erzielt. Kratzer verschwinden, die Oberflächen werden geglättet. Das graue ORBIpol tec-F Instrument erlaubt eine feinere Glättung der Oberflächen bis hin zu einem leichten Glanz. Mit dem gelben ORBIpol tec-K Instrument entsteht eine Hochglanzpolitur. Der Einsatz einer Polierpaste ist dazu nicht erforderlich.

- Empfohlene Drehzahlen:  
für tec-K (grün) und tec-F (grau): 10 – 15.000 UpM  
für tec-P (gelb): 5 – 7.000 UpM
- Montiert für Handstück

### Packung 6 Stück

K-Torpedo, grün	<b>34369</b>	<b>15,65</b>
F-Torpedo, grau	<b>34370</b>	<b>15,65</b>
P-Torpedo, gelb	<b>34371</b>	<b>15,65</b>






## ORBlpol universal

**Zweistufiges Finier- und Poliersystem** für perfekte Oberflächen ohne das Risiko, beim intraoralen Einsatz den natürlichen Zahnschmelz zu beschädigen.

**Geeignet für Gold, EMR-Legierungen, (Hybrid-)**

**Composite und Amalgam.** Wir empfehlen, unter Spraykühlung mit geringem Anpressdruck und der empfohlenen Drehzahl zu arbeiten. Die braunen ORBlpol universal-F dienen der pastenfreien Vorpolutur (Finieren), mit den grünen ORBlpol universal-P erreicht man – ebenfalls ohne zusätzliche Polierpasten – einen makellosen Hochglanz.

- Empfohlene Drehzahl: 7.000 UpM
- Montiert für Winkelstück
- Autoklavierbar bei 134 °C – 2,1 bar – 5 Min.



### Packung 12 Stück

F-Minispitze, braun	<b>34229</b>	<b>18,35</b>
F-Spitze, braun	<b>34228</b>	<b>18,35</b>
F-Kelch, braun	<b>34230</b>	<b>18,35</b>

### Packung 12 Stück

P-Minispitze, grün	<b>33944</b>	<b>18,35</b>
P-Spitze, grün	<b>33943</b>	<b>18,35</b>
P-Kelch, grün	<b>33945</b>	<b>18,35</b>



## Zahnreinigungs- und Polierbürstchen

Miniaturisiertes Bürstchen zur Reinigung und Politur der Zahnoberfläche. Mit Winkelstückschaft, fertig montiert.

- Kelchform
- Empfohlene Drehzahl: max. 5.000 UpMn
- 100 % latexfreie Nylonborsten

### Packung 100 Stück

Nylonborsten	<b>193090</b>	<b>54,95</b>
--------------	---------------	--------------



## Zahnreinigungs- und Polierbürsten, soft rosa

ZR-Bürste mit weichen(soften) Nylonborsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar. Montiert für Winkelstück

- Kelchform
- Empfohlene Drehzahl: max. 5.000 UpM
- 100 % latexfreie Nylonborsten

### Packung 100 Stück

soft rosa	<b>243106</b>	<b>54,45</b>
-----------	---------------	--------------

Praxis

## PROtect finish

PROtect finish verleiht prothetischen Arbeiten und kieferorthopädischen Apparaten einen feinen Hochglanz. PROtect finish maskiert den zunächst unangenehmen Geschmack einer neuen Prothese, regt den Speichelfluss des Patienten bei der Eingliederung an und sorgt so für gute Haftung und ein sofortiges angenehmes Tragegefühl.

- PROtect finish wirkt zusätzlich bakterizid innerhalb 1 Min. (gemäß EN 1040)
- Geschmacksrichtung: Minze

Spraydose 75 ml

**19166** **10,85**



## Schaumstoffpellets

Zur drucklosen Applikation flüssiger und pastöser Präparate. Auch als Träger von Kältemittel zur Vitalitätsprüfung geeignet.

Dosen		
3.000 Stück Ø 4 mm, Größe 1	<b>180011</b>	<b>12,55</b>
1.000 Stück Ø 5 mm, Größe 2	<b>180012</b>	<b>12,55</b>
500 Stück Ø 8 mm, Größe 3	<b>180013</b>	<b>12,55</b>
500 Stück 6 x 8 mm Keilform, Größe 4	<b>180014</b>	<b>12,55</b>



## Kältespray

Kältespray in medizinischer Qualität, kühlt bis  $-45^{\circ}\text{C}$  und verdampft sofort und rückstandsfrei. Es ist hervorragend zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen sowie zur Vitalitätsüberprüfung am Zahn geeignet und kann auch zum raschen Abkühlen von Abformmaterialien oder Tiefziehfolien verwendet werden. Ein Applikationsröhrchen dient zum gezielten Aufbringen.

- FCKW-frei
- Weiße Kappe: Mintgeschmack
- Orange Kappe: Orangengeschmack

Mengenpreise auch bei gemischter Abnahme

Dose 200 ml		
Mintgeschmack	<b>143174</b>	<b>5,55</b>
<b>ab 12 Dosen je</b>		<b>5,15</b>
Orangengeschmack	<b>160080</b>	<b>5,55</b>
<b>ab 12 Dosen je</b>		<b>5,15</b>



## Kalt-Sofort-Kompresse

Mit Selbstaktivierungseffekt. Das Produkt besteht aus zwei Inhaltsstoffen, die bis zu ihrer Aktivierung getrennt sind. Das Platzen des mit Wasser gefüllten Innenbeutels setzt eine endotherme Reaktion in Gang. Sie bewirkt eine sofortige Kühlung des Beutels. Das Produkt ist nur für den äußeren Gebrauch und Einmalgebrauch bestimmt. Nach Verwendung des Produktes dieses gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen.

- Größe: 185 x 145 mm
- Kühltemperatur ca.  $10^{\circ}\text{C}$
- Entsorgung der Kompresse im Hausmüll (Restmüll)

<b>Packung 10 Beutel</b>	<b>146745</b>	<b>9,95</b>
--------------------------	---------------	-------------

## Wattekügelchen

Saugstarke, fusselfreie Wattekügelchen zum Trocknen und Applizieren von Medikamenten. Weich, formbeständig.

- Chlorfrei gebleicht
- In Schraubdeckeldose

Dose 2,5 g		
Ø 3,0 mm	<b>245456</b>	<b>9,75</b>
Dose 4 g		
Ø 4,0 mm	<b>17440</b>	<b>11,45</b>
Ø 5,5 mm	<b>17439</b>	<b>8,35</b>
Dose 10 g		
Ø 7,0 mm	<b>17438</b>	<b>9,45</b>





Schmerzarmen  
Einstich

## ORBIject Kanülen

Injektionskanülen, passend für alle gängigen Zylinderampullenspritzen, mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. 3-Kant-Lanzettenschliff, silikonisiert für schmerzarmen Einstich. Die Kanülen G30 0,3 x 13 und G30 0,3 x 23 mm haben einen kurzen Anschliff, speziell für die intraligamentäre Anästhesie.

- Mit Kunststoffansatz
- Sikonisiert
- Schmerzarmen Einstich

Jede Kanüle trägt ein Sterilitätssiegel, Chargen-Nr. und Verfallsdatum. Sterilisiert mit Ethylenoxid. Die Kanülen sind zertifiziert und entsprechen der europäischen Norm ISO/DIN 7885.



### Packung 100 Stück

0,3 x 10 mm G30, grün	144742	9,75
-----------------------	--------	------

ab 10 Packungen, auch nach Größen gemischt, je 9,25

0,3 x 13 mm G30, grün	144741	9,75
-----------------------	--------	------

ab 10 Packungen, auch nach Größen gemischt, je 9,25

0,3 x 23 mm G30, grün	144740	9,75
-----------------------	--------	------

ab 10 Packungen, auch nach Größen gemischt, je 9,25

### Packung 100 Stück

0,4 x 23 mm G27, gelb	144739	9,75
-----------------------	--------	------

ab 10 Packungen, auch nach Größen gemischt, je 9,25

0,4 x 37 mm G27, gelb	144738	9,75
-----------------------	--------	------

ab 10 Packungen, auch nach Größen gemischt, je 9,25

0,4 x 42 mm G27, gelb	144735	9,75
-----------------------	--------	------

ab 10 Packungen, auch nach Größen gemischt, je 9,25

### Packung 100 Stück

0,5 x 23 mm G25, rot	144734	9,75
----------------------	--------	------

ab 10 Packungen, auch nach Größen gemischt, je 9,25

0,5 x 37 mm G25, rot	144719	9,75
----------------------	--------	------

ab 10 Packungen, auch nach Größen gemischt, je 9,25

0,5 x 42 mm G25, rot	144712	9,75
----------------------	--------	------

ab 10 Packungen, auch nach Größen gemischt, je 9,25

Praxis

## Zylinderampullenspritze

Hochwertige Zylinderampullenspritze aus verchromtem Metall. Mit drei Aspirationshäkchen.

- Aspirieren ohne Umgreifen
- Autoklavierbar

Stück	144602	41,95
-------	--------	-------





**NEU**  
im Sortiment

### ORBIS Cavity Liner LC

Lichthärtendes, röntgensichtbares Calciumhydroxid zur indirekten Pulpenüberkappung und Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien

- Zeitsparend
- Lichthärtend
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Säureresistent

Praxis

Spritzen 2 x 2 ml  
20 Applikationskanülen **282601 34,95**



**Präzise Applikation auch bei tiefgehenden Kavitätpräparationen!**



**NEU**  
im Sortiment

### ORBIS ResinoCal LC

ORBIS ResinoCal LC ist ein lichthärtendes, harzverstärktes Pulpaüberkappungsmaterial mit MTA-Füllstoffen für direkte und indirekte Pulpaüberkappung unter allen Restaurationen, das als Barriere und zum Schutz der Pulpa entwickelt wurde. ORBIS ResinoCal LC kann dank seiner thixotropen Eigenschaft und mithilfe der mitgelieferten ORBIS ResinoCal Spitze auch bei tiefgehenden Kavitätenpräparationen sehr präzise appliziert werden. Durch die Lichthärtung kann das Material anschließend kontrolliert ausgehärtet werden.

- Lichthärtend
- 100 % biokompatibel (frei von BIS-GMA)
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Schützt die Pulpa
- Unterstützt die Bildung von sekundärem Dentin

Spritzen 4 x 1 g  
24 Applikationskanülen **282600 89,95**

**NEU**  
im Sortiment



## ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish ist ein fluoridhaltiger Zahndesensibilisierungslack für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen. Er haftet an feuchten Oberflächen und toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel. ORBIS Fluoride varnish ist eine ethanolische Suspension aus Kolophonium mit künstlichem Aroma und der süßenden Wirkung von Xylitol. 1 ml ORBIS Fluoride varnish beinhaltet 50 mg Natriumfluorid, was 22,6 mg Fluorid entspricht.

- Minzgeschmack

Tube 10 ml	<b>282602</b>	<b>24,95</b>
------------	---------------	--------------



## ORBI-CHX free

Die alkoholfreie Mundspüllösung dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. Die Mundspüllösung erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Reinigungswirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten.

- Enthält 0,12 % Chlorhexidinguconat

Packung		
250 ml	<b>268835</b>	<b>5,95</b>
5.000 ml	<b>268839</b>	<b>24,95</b>



Praxis

## ORBI-fresh

Die Mundspüllösung dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. Sie erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Reinigungswirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten.

- 0,1 % Benzalkoniumchlorid
- 0,05 % Natriumfluorid
- Alkoholfrei

**Die Reduktion von bovinen Corona-Viren konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden. Die Anwendung der Mundspüllösung dient daher der Inaktivierung möglicher Corona-Viren im Mund- und Rachenraum des Patienten.**

Flasche 100 ml	<b>239100</b>	<b>2,50</b>
Patientenflasche 300 ml	<b>239115</b>	<b>6,25</b>
Praxisflasche 5.000 ml	<b>239120</b>	<b>25,45</b>
Dosierpumpe	<b>28342</b>	<b>9,95</b>



**Wirksam gegen bovine Coronaviren**




**ORBIS-Green – die nachhaltige Alternative in Ihrem dentalen Alltag.**



### ORBIS-Green Bambuszahnbürste

- Griffe hergestellt aus natürlichem Bambus
- Perfekte Alternative zur Einwegzahnbürste aus Kunststoff
- Einzel-, gebrauchsfertig verpackt
- In 4 Farben sortiert (je 5 x schwarz, weiß, violett und mint)
- Griff ergonomisch geformt
- Mittelweich abgerundete Borsten
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Verpackung aus recyceltem Material

**Packung 20 Stück**      **277635**    **23,95**



Praxis



### Einmalzahnbürsten plus

Geben Sie Ihren Patienten die Möglichkeit, sich mit einer wertvollen Einmalzahnbürste unmittelbar vor der Behandlung noch einmal die Zähne zu putzen.

- Einzel-, hygienisch verpackt
- Mit Zahnpaste, (fluoridfrei) imprägniert
- Weiche abgerundete Borsten
- In 4 Farben lieferbar

**Packung 100 Stück**

Farbe: grün	<b>203002</b>	<b>12,55</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>10,95</b>
Farbe: gelb	<b>203001</b>	<b>12,55</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>10,95</b>
Farbe: orange	<b>203000</b>	<b>12,55</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>10,95</b>
Farbe: blau	<b>204782</b>	<b>12,55</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>10,95</b>

# Farbenfroh – Gute Laune für Ihre Praxis!

Große Auswahl an ORBIS-Produkten in frischen Farben!

Perfekt für mehr Farbe in der Praxis: Mundspülbecher, Serviettenhalter, Dappenbehälter, Speichelsauger, Traypapier, Normtrays und vieles Weitere ...





## Zahnbürste Junior, Tiermotiv

2-Komponenten-Kinderzahnbürste  
Kurzkopf mit großer Softkante, extraweichen Borsten,  
Kindergerechter Griff mit Tiermotiv.

**Für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren geeignet.**

<b>Stück</b>		
2-Komponenten-Kinderzahnbürste	<b>266918</b>	<b>1,00</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>0,85</b>



## Zahnbürste Junior, einfarbig

**Kinderzahnbürste**  
3-reihiger konischer Kopf, PE-Borsten mit 26 Bündeln,  
weich, kinderhandgerechter Griff, Leuchtfarben.

**Für Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren geeignet.**

<b>Stück</b>		
Kinderzahnbürste, 3-reihiger konischer Kopf	<b>150123</b>	<b>0,80</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>0,65</b>



## Zahnbürste Junior, Daumenauflage

2-Komponenten-Juniorzahnbürste  
Tynex-Borste weich. Kindergerechter Griff mit Tiermotiv  
als Griffelement und Daumenauflage.

**Für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren geeignet.**

<b>Stück</b>		
2-Komponenten- Juniorzahnbürste, Daumenauflage	<b>194953</b>	<b>1,00</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>0,85</b>



## Zahnbürste Junior, Griffmulden

2-Komponenten-Juniorzahnbürste  
Tynex-Borste weich. Kindergerechter Griff mit Griffmulden  
und Daumenauflage, umgummierter Bürstenkopf  
zum noch besseren Schutz des kindlichen Zahnfleisches,  
schräge Massageborsten.

**Für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren geeignet.**

<b>Stück</b>		
2-Komponenten- Juniorzahnbürste, Griffmulden	<b>194952</b>	<b>1,25</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>1,00</b>



## Zahnbürste Junior, 3-Komponenten

3-Komponenten-Kinder- und -Juniorzahnbürste  
 Kurzkopf mit großer Softkante und extraweichen Borsten, schrägstehende verlängerte Massageborsten. Der Hand angepasster rutschfester Faustgriff.

**Für Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren geeignet.**

<b>Stück</b>		
3-Komponenten-Kinder- und -Juniorzahnbürste	<b>266919</b>	<b>1,25</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>1,00</b>



## 2-Komponenten-Zahnbürste

### 2-Komponenten-Zahnbürste de Luxe

Multifunktionskopf mit Konturschnitt und Massage-Wings, Griffende gepolstert, De-Luxe-Ausführung: transparenter Griff.

### 2-Komponenten-Zahnbürste Flexo-Griff

X-Putzfeld und Zahnpinsel, Griffende gepolstert, ergonomisch geformter Flexo-Griff, Zungenreiniger und seitliche Massageelemente, kippfreie Auflage.

### 2-Komponenten-Zahnbürste Multikopf

Multifunktionskopf mit Konturschnitt und Massage-Wings, Griffende gepolstert elegant geformter Griff mit Daumenauflage.

<b>Stück</b>		
De-Luxe-Zahnbürste	<b>216625</b>	<b>1,25</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>0,95</b>

<b>Stück</b>		
Flexo-Griff-Zahnbürste	<b>266920</b>	<b>1,25</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>0,95</b>

<b>Stück</b>		
Multikopf-Zahnbürste	<b>216624</b>	<b>0,90</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>0,75</b>





### Zahnbürste ORBIS, Baby 0 bis 3 Jahre

Zahnbürsten für Babys und Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren. Farblich sortiert in vier Farben (pink, lila, grün und blau). Die Zahnbürsten haben weiche Borsten und einige spitze längere Borsten, die auch schwer zu bürstende Stellen erreichen. Zahnbürstenlänge 14,5 cm.

<b>Stück</b>	<b>267253</b>	<b>0,65</b>
--------------	---------------	-------------

### Zahnbürste ORBIS, Kid 3 bis 6 Jahre

Zahnbürsten für kleine Kinder von 3 bis 6 Jahren. Farblich sortiert in vier Farben (pink, lila, grün und blau). Die Zahnbürsten haben weiche Borsten und einige spitze längere Borsten, die auch schwer zu bürstende Stellen erreichen. Zahnbürstenlänge 16 cm.

<b>Stück</b>	<b>267254</b>	<b>0,65</b>
--------------	---------------	-------------



### Zahnbürste ORBIS, Junior 7 bis 10 Jahre

Zahnbürsten für Kinder von 7 bis 10 Jahren. Farblich sortiert in vier Farben (pink, lila, grün und blau). Die Zahnbürsten haben weiche Borsten und einige spitze längere Borsten, die auch schwer zu bürstende Stellen erreichen. Zahnbürstenlänge 18,3 cm.

<b>Stück</b>	<b>267255</b>	<b>0,75</b>
--------------	---------------	-------------





## Zahnbürste ORBIS Adult

Zahnbürsten für Erwachsene. Farblich sortiert in vier Farben (pink, lila, grün und blau). Die Zahnbürsten haben weiche Borsten und einige spitze längere Borsten, die auch schwer zu bürstende Stellen erreichen. Zahnbürstenlänge 19,5 cm.

<b>Stück</b>	<b>267256</b>	<b>0,85</b>
--------------	---------------	-------------

## Zahnbürsten für Erwachsene

Hochwertige Zahnbürsten aus deutscher Herstellung. Alle Zahnbürsten werden in gemischten Farben geliefert.

### Multituft-Zahnbürste

Konischer Kopf, vorn 3-, hinten 4-reihig, PE-Borsten mit 40 Bündeln, weiß, mittel, gerade Borstenstellung. Zur Reinigung von Brackets geeignet.

### 2-Komponenten-Zahnbürste

Flexibler Bürstenkopf, PE-Borsten im Wellenschnitt, mittlere Härte, rutschhemmender Griff.

Praxis



<b>Stück</b>		
Multituft-Zahnbürste	<b>150127</b>	<b>1,00</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>0,85</b>

<b>Stück</b>		
2-Komponenten-Zahnbürste	<b>150128</b>	<b>1,25</b>
<b>ab 100 Stück je</b>		<b>0,95</b>

## Prothesenzahnbürste

2-Komponenten-Prothesenzahnbürste. Kräftiger Stiel mit Griffmulden zur sicheren Handhabung. Dichtes, durch speziellen Hoch-/Tiefschnitt unterschiedlich hartes Borstenfeld. Zahnpinsel zur Reinigung der Zahnzwischenräume und prothetischen Vertiefungen.

<b>Stück</b>	<b>266922</b>	<b>1,75</b>
--------------	---------------	-------------



Passende Zahnbürsten für jedes Alter

## Interdentalbürsten für Halter (IDBH)

Interdentalbürsten für den Halter (IDBH) werden einfach mit Fingerdruck auf die 3 erhältlichen Halter aufgesteckt, und zwar für frontale oder gewinkelte Anwendung, je nach Bedarf. Zum Wechseln werden sie mit Fingerdruck aus dem Halter gezogen. Umständliches Einfädeln oder Montieren entfällt.

Die Bürsten werden aus hygienischen Gründen in Einzelverpackungen geliefert. Die praktische Klemmvorrichtung an der Packung ist ideal für die Bemusterung in der Praxis oder im Prophylaxeshop.

### Packung 5 Stück

IDBH-T, türkis, Ø 2,2 mm für Interdentalräume < 0,55 mm	266676	2,95
IDBH-O, orange, Ø 2,0 mm für Interdentalräume < 0,90 mm	266680	2,95
IDBH-W, weiß, Ø 2,2 mm für Interdentalräume < 1,0 mm	266682	2,95
IDBH-GE, gelb, Ø 2,5 mm für Interdentalräume < 1,1 mm	266684	2,95
IDBH-GK, grün, konisch, Ø 2,3–4,3 mm für Interdentalräume < 1,2 mm	266686	2,95
IDBH-RK, rot, konisch, Ø 3,0–6,0 mm für Interdentalräume < 1,6 mm	266688	2,95
IDBH-X, grau, Ø 1,7 mm für Interdentalräume < 0,80 mm	266678	2,95

### Packung 50 Stück

IDBH-T, türkis, Ø 2,2 mm für Interdentalräume < 0,55 mm	266677	26,95
IDBH-X, grau, Ø 1,7 mm für Interdentalräume < 0,80 mm	266679	26,95
IDBH-O, orange, Ø 2,0 mm für Interdentalräume < 0,90 mm	266681	26,95
IDBH-W, weiß, Ø 2,2 mm für Interdentalräume < 1,0 mm	266683	26,95
IDBH-GE, gelb, Ø 2,5 mm für Interdentalräume < 1,1 mm	266685	26,95
IDBH-GK, grün, konisch, Ø 2,3–4,3 mm für Interdentalräume < 1,2 mm	266687	26,95
IDBH-RK, rot, konisch, Ø 3,0–6,0 mm für Interdentalräume < 1,6 mm	266689	26,95



Praxis

## Halter für Interdentalbürsten

HC, der **Combi-Halter** mit minimalem Platzverbrauch: Er nimmt bis zu 2 Bürsten parallel auf. Geringer Platzbedarf, daher ideal für unterwegs.

HB, der **Standard-Halter**, doppelendig: Die Bürsten können wahlweise frontal oder abgewinkelt auf den Halter gesteckt werden.

HM, der ergonomische **Multi-Halter**, doppelendig: Durch seine Flexibilität und Drehbarkeit besonders bequem in der Anwendung. Schwer erreichbare Zähne, sowie Implantate, Kronen etc. lassen sich so „rundum“ gründlich reinigen.

### Stück

Combi-Halter	266692	1,65
Standard-Halter HB, doppelendig Länge: 13,5 cm	266690	1,65
Multi-Halter HM, doppelendig Länge: 10,5 cm	266691	1,65



## Interdentärbürsten mit integriertem Griff (IDBG)

Ermöglicht einen sicheren Griff und kann gerade oder abgewinkelt benutzt werden. Mit plastifiziertem Drahtkern. Die Bürsten werden aus hygienischen Gründen in Einzelverpackungen geliefert. Die praktische Klemmvorrichtung an der Packung ist ideal für die Bemusterung in der Praxis oder im Prophylaxeshop.

### Packung 5 Stück

IDBG-W, weiß, Ø 2,8 mm	<b>266671</b>	<b>3,25</b>
IDBG-G, grün, Ø 3,0 mm	<b>266672</b>	<b>3,25</b>
IDBG-B, blau, Ø 5,0 mm	<b>266674</b>	<b>3,25</b>
IDBG-GK, grün, konisch, Ø 3,0–6,5 mm	<b>266673</b>	<b>3,25</b>
IDBG-VK, violett, konisch, Ø 4,0–7,5 mm	<b>266675</b>	<b>3,25</b>



## Interdentalbrushes

Interdentärbürsten verwendbar für Zähne, Implantate, Brackets, usw. Werden mit einer Schutzkappe für den Transport geliefert.


### Packung 8 Stück

ORBIS Interdentalbrushes Stärke 0,4, pink	<b>266574</b>	<b>1,15</b>
ORBIS Interdentalbrushes Stärke 0,45, orange	<b>266575</b>	<b>1,15</b>
ORBIS Interdentalbrushes Stärke 0,5, rot	<b>266576</b>	<b>1,15</b>
ORBIS Interdentalbrushes Stärke 0,6, blau	<b>266577</b>	<b>1,15</b>
ORBIS Interdentalbrushes Stärke 0,7, gelb	<b>266578</b>	<b>1,15</b>
ORBIS Interdentalbrushes Stärke 0,8, grün	<b>266579</b>	<b>1,15</b>

Praxis

## Interdentärbürsten ohne Griff (IDB)

Ermöglicht eine bequeme Nutzung ohne Halter. Der Drahtkern kann leicht in die gewünschte Position gebogen werden. Mit farbig codiertem, plastifiziertem Drahtkern.



### Packung 10 Stück

IDB-W, weiß, Ø 2,8 mm	<b>266666</b>	<b>3,95</b>
IDB-G, grün, Ø 3,0 mm	<b>266667</b>	<b>3,95</b>
IDB-B, blau, Ø 5,0 mm	<b>266669</b>	<b>3,95</b>
IDB-GK, grün, konisch, Ø 3,0–6,5 mm	<b>266668</b>	<b>3,95</b>
IDB-VK, violett, konisch, Ø 4,0–7,5 mm	<b>266670</b>	<b>3,95</b>

## Interdental Soft Pick

20 Interdentalsoft-Picks inkl. Transportbox. Multifunktional: Ein Ende kann als normale Interdentalbürste genutzt werden, das andere Ende als Pick.

### Packung 20 Stück

ORBIS Interdental Soft Pick,  
Typ Regular,

**266580 1,15**



## Zahnseide, gewachst

- 50 m gewachste Zahnseide aus Polyamid 6.6
- Mintgeschmack
- 2-Komponenten-Hygienebox mit integrierter Klinge und Softgriff

**Hygienebox 50 m**

**266921 2,25**



## Flosser

Zahnseide-Sticks im Beutel – ideal für unterwegs

**ORBIS Flosser 32 Stück**

**267264 1,25**

Praxis



**ORBIS-Green – Die nachhaltige Alternative in Ihrem dentalen Alltag.**



## ORBIS-Green Flosser

- Mit Griff aus einem Verbund von 40 % Maisstärke und 60 % PP-Materialien – eine nachhaltige Alternative zu üblichen Kunststoff-Flossern
- Doppelte Zahnseidefäden ermöglichen eine effektive Zahnreinigung
- Ergonomische Form für eine leichte Handhabung, auch an schwer erreichbaren Stellen
- Verpackt in umweltfreundlicher Papiertüte
- Mit frischem Minzgeschmack
- Cruelty free

**Packung 32 Stück**

**277636 2,30**

## ORBI-Prophylaxe Polierer

Prophylaxe-Polierer zur einmaligen Anwendung

- Latexfrei
- Mit Lamellen
- Blau = weich zum Entfernen von Zahnbelag und zum Polieren
- Gelb = fest zum Entfernen von starkem Zahnbelag
- Empfohlene Drehzahl max. 10.000 UpM

### Packung 24 Stück

blau	<b>245661</b>	<b>12,55</b>
gelb	<b>245662</b>	<b>12,55</b>



Praxis

## Zahnreinigungs- und Polierbürstchen

Miniaturisiertes Bürstchen zur Reinigung und Politur der Zahnoberfläche. Mit Winkelstückschaft, fertig montiert.

- Kelchform
- Empfohlene Drehzahl: Max. 5.000 UpM
- 100 % latexfreie Nylonborsten

### Packung 100 Stück

Nylonborsten	<b>193090</b>	<b>54,95</b>
--------------	---------------	--------------

## Zahnreinigungs- und Polierbürsten, soft rosa

ZR-Bürste mit weichen (soften) Nylonborsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar. Montiert für Winkelstück

- Kelchform
- Empfohlene Drehzahl: Max. 5.000 UpM
- 100 % latexfreie Nylonborsten

### Packung 100 Stück

soft rosa	<b>243106</b>	<b>54,45</b>
-----------	---------------	--------------



## ORBI-Prophy Powder PLUS



Hervorragende Reinigungsleistung – sub- und subgingival

**NEU**  
im Sortiment

Das ORBI-Prophy Powder PLUS kann im sub- und supragingivalen Bereich eingesetzt werden. Es bringt eine hervorragende Reinigungsleistung unter minimalem Zeitaufwand mit sich, ist jedoch besonders schonend zum Patientenzahn. Geringe Abrasivität, ausgezeichnete Reinigungsleistung und Reinigungsgeschwindigkeit. Hervorragender Smooth-Effekt.

Auf Basis von Tagatose. Tagatose ist nicht kariogen und sehr zahnfreundlich. Aufgrund der geringen Insulinreaktion auch für Diabetiker geeignet.

- Basis Tagatose
- Supra- und subgingivale Anwendung
- Hervorragende Reinigungs- und Politurwirkung
- Geringe Abrasivität
- Korngröße 15 µm
- Neutraler Geschmack

Flasche 120 g **278006 19,45**

## ORBI-Prophy Powder classic

Das Prophylaxepulver ORBI-Prophy Powder classic auf Basis von **Natriumbicarbonat** ist der Klassiker unter den Prophylaxepulvern. Es eignet sich ideal für die supragingivale Zahnreinigung und entfernt zuverlässig Biofilm (Plaque) und starke Verfärbungen, verursacht durch Rauchen, starkem Kaffeekonsum oder auch Rotwein. Die Vorstufe von Zahnstein sowie junger Zahnstein lassen sich hervorragend entfernen.



- Basis Natriumbicarbonat
- Supragingivale Anwendung
- Nicht abrasiv
- Sehr gute Reinigung
- Korngröße 40 µm
- 4 Geschmacksrichtungen erhältlich

Flasche 300 g

Cassis	<b>278003</b>	<b>22,75</b>
Cherry	<b>278000</b>	<b>22,75</b>
Lemon	<b>278002</b>	<b>22,75</b>
Mint	<b>278001</b>	<b>22,75</b>

## ORBI-Prophy Powder SOFT

Das Prophylaxepulver ORBI-Prophy Powder SOFT auf Glycinbasis eignet sich besonders gut für Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch und/oder angegriffenen Zahnoberflächen. Es eignet sich für die schonende und sanfte Entfernung von leichten bis mittleren Verfärbungen im supragingivalen Bereich. Aufgrund des angenehmen Geschmacks von Glycin wird bewusst auf die Zugabe von Geschmacksstoffen verzichtet.

- Basis Glycin
- Supragingivale Anwendung
- Schonende und sanfte Entfernung von Verfärbungen
- Korngröße 65 µm
- Neutraler Geschmack

Flasche 200 g **278005 28,45**



## ORBI-Prophy Powder PERIO

Das Prophylaxepulver ORBI-Prophy Powder PERIO auf Glycinbasis eignet sich besonders gut für Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch und/oder angegriffenen Zahnoberflächen. Es kann sowohl im supragingivalen als auch im subgingivalen Bereich eingesetzt werden! Aufgrund des angenehmen Geschmacks von Glycin wird bewusst auf die Zugabe von Geschmacksstoffen verzichtet.

- Basis Glycin
- Supra- und subgingivale Anwendung
- Besonders schonende und bekömmliche Reinigung
- Korngröße 25 µm
- Neutraler Geschmack

Flasche 100 g **278004 19,45**





## ORBI-Prophy Paste

Polierpasten für die professionelle Zahnreinigung.

- Enthält 0,2 % Natriumfluorid
- Geschmacksrichtung: Minze

Zu verwenden mit ORBIS Zahnreinigungs- und Polierbürsten (REF 193089, REF 193090 und REF 243106) sowie ORBI-Prophylaxe Polierer REF 245661 und REF 245662).

Tube 95 g		
gelb RDA 40	<b>245481</b>	<b>9,65</b>
rosa RDA 120	<b>245483</b>	<b>9,65</b>
grün RDA 170	<b>245484</b>	<b>9,65</b>
blau RDA 250	<b>245485</b>	<b>9,65</b>

## ORBI-Prophy Paste Vario Polish

Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Multi-Kontur-Partikeln, die die Abrasion und den Poliereffekt zugleich ermöglichen. Das Natriumfluorid ist zur Förderung der Remineralisation und für die Stärkung des Zahnschmelzes zuständig. Selbstreduzierend von 220 auf 40 RDA.

- Enthält 2 % Natriumfluorid
- Geschmacksrichtung: Minze
- Amorphes Siliciumdioxid

Tube 95 g	245466	9,65
-----------	--------	------



Praxis



Zu verwenden mit ORBIS Zahnreinigungs- und Polierbürsten REF 193090 und REF 243106 sowie ORBI-Prophylaxe Polierer REF 245661 und REF 245662.

**NEU**  
im Sortiment



## ORBI-Flex Scaler

Flexible Scaler zur Entfernung von Zahnstein und Plaque aus den Zahnzwischenräumen, mit einer groben und einer glatten Seite.

- Aus rostfreiem Stahl
- Maße: Breite: 5 mm, Dicke: 0,045 mm

Rolle 2 Meter		
teilperforiert grob	<b>278352</b>	<b>18,50</b>
teilperforiert fein	<b>278353</b>	<b>18,50</b>
vollperforiert grob	<b>278354</b>	<b>18,50</b>
vollperforiert fein	<b>278355</b>	<b>18,50</b>



## Röntgen-Chemikalienset

Entwickler- und Fixierkonzentrat, einteilig: Jede Komponente einfach auf die Endmenge von 5 Litern verdünnen – fertig. Ansatzfehler werden sicher vermieden. Perfekte Filmverarbeitung durch ausgewogene Abstimmung auf alle marktrelevanten Dentalfilme. Sparsamer Verbrauch. Verlässliche Entwicklungsergebnisse über die gesamte Standzeit.

Geeignet für alle Rollen-Entwicklungsautomaten, z. B.:

- Philips Rollomat 810, 820
- Dürr CA 245, XR 24, XR 24II, XR 25, XR 24 Pro, XR 24 Nova

**Set**  
Konzentrat für 2 x 5 Liter  
Entwickler und 2 x 5 Liter Fixierer  
(für 2 Ansätze)

**195925 43,95**

## Schutzhüllen

Exakt passende Schutzhüllen für digitale Röntgensensoren und rahmenlose Speicherfolien. Schützen Personal und Patienten vor Kreuzkontamination. Die Folie ist speziell für diesen Einsatzzweck optimiert und hat keinerlei negativen Einfluss auf die Bildqualität.

- Passend zu allen marktüblichen Speicherfolien und Sensoren
- Leichte Handhabung
- Einfaches Öffnen
- Selbstklebend

### Packung 300 Stück für Speicherfolien

Größe 0 / 2,2 x 3,5 cm	<b>15889</b>	<b>43,95</b>
Größe 1 / 2,4 x 4,0 cm	<b>15936</b>	<b>43,95</b>
Größe 2 / 3,1 x 4,1 cm	<b>15956</b>	<b>43,95</b>

### Packung 500 Stück für Röntgensensoren

Größe 1 / 2 x 3 cm	<b>15957</b>	<b>20,95</b>
Größe 2 / 3 x 4 cm	<b>15958</b>	<b>20,95</b>



Praxis

## Panoramafilmertaschen

Weichmacherfreie PVC-Hartfolie, glasklar, mit Beschriftungsfeld und Lochrand

### Packung 50 Stück

Format 13,4 x 30 cm	<b>143088</b>	<b>33,15</b>
Format 15 x 30 cm	<b>143090</b>	<b>33,15</b>

### Packung 100 Stück

Beschriftungsstreifen	<b>143182</b>	<b>5,45</b>
-----------------------	---------------	-------------

## Röntgenfilmertaschen, endlos

Abreißbar, aus transparentem Kunststoff, für Filme der Formate:

- 2 x 3 cm
- 3 x 4 cm
- 4 x 5 cm

**Packung 200 Stück 143086 7,95**



## Polycarbonatkronen

Temporäre Kronen für den Front- und Seitenzahnbereich

Je 3 Kronen aller angegebenen Größen, Sortiment 180 Stück	<b>170127</b>	<b>69,95</b>	OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 23, 9,0 x 6,2	<b>170054</b>	<b>3,15</b>
<b>Packung 5 Stück</b>			OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 22, 9,5 x 6,5	<b>170053</b>	<b>3,15</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 14, 10,0 x 7,5	<b>170024</b>	<b>3,15</b>	OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 21, 10,0 x 6,8	<b>170050</b>	<b>3,15</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 13, 10,5 x 7,7	<b>170019</b>	<b>3,15</b>	OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 20, 10,5 x 7,0	<b>170049</b>	<b>3,15</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 12, 11,0 x 8,0	<b>170018</b>	<b>3,15</b>	OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 2, 11,0 x 7,3	<b>170044</b>	<b>3,15</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 11, 11,5 x 8,5	<b>170017</b>	<b>3,15</b>	OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 200, 11,5 x 7,3	<b>170056</b>	<b>3,15</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 10, 12,5 x 9,0	<b>170016</b>	<b>3,15</b>	OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 29, 10,5 x 7,0	<b>170057</b>	<b>3,15</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 101, 13,0 x 9,5	<b>170015</b>	<b>3,15</b>	OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 28, 10,0 x 6,8	<b>170058</b>	<b>3,15</b>
OK rechts, mittlere Schneidezähne, Nr. 100, 14,0 x 10,0	<b>170014</b>	<b>3,15</b>	OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 27, 9,5 x 6,5	<b>170059</b>	<b>3,15</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 15, 10,0 x 7,5	<b>170038</b>	<b>3,15</b>	OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 26, 9,0 x 6,2	<b>170062</b>	<b>3,15</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 16, 10,5 x 7,7	<b>170037</b>	<b>3,15</b>	OK links, seitliche Schneidezähne, Nr. 25, 8,5 x 5,7	<b>170063</b>	<b>3,15</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 17, 11,0 x 8,0	<b>170035</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, lang, Nr. 60, 12,0 x 6,2	<b>170080</b>	<b>3,15</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 18, 11,5 x 8,5	<b>170034</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, lang, Nr. 61, 11,5 x 5,9	<b>170081</b>	<b>3,15</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 19, 12,5 x 9,0	<b>170033</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, lang, Nr. 62, 11,0 x 5,6	<b>170083</b>	<b>3,15</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 102, 13,0 x 9,5	<b>170032</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, lang, Nr. 63, 10,5 x 5,3	<b>170084</b>	<b>3,15</b>
OK links, mittlere Schneidezähne, Nr. 103, 14,0 x 10,0	<b>170031</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, lang, Nr. 64, 10,0 x 5,0	<b>170085</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 300, 13,0 x 9,0,	<b>170065</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 65, 8,0 x 5,0	<b>170102</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 301, 12,5 x 8,5	<b>170066</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 66, 8,5 x 5,1	<b>170101</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 30, 12,0 x 8,2	<b>170069</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 67, 9,2 x 5,3	<b>170100</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 31, 11,0 x 8,0	<b>170070</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 68, 10,0 x 5,6	<b>170098</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 32, 10,5 x 7,8	<b>170073</b>	<b>3,15</b>	UK, Schneidezähne, kurz, Nr. 69, 10,5 x 6,0	<b>170095</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 33, 10,0 x 7,5	<b>170076</b>	<b>3,15</b>	Erster Prämolare, Nr. 40, 10,0 x 7,4	<b>170025</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, rechte Eckzähne, Nr. 34, 9,8 x 7,2	<b>170077</b>	<b>3,15</b>	Erster Prämolare, Nr. 41, 9,5 x 7,0	<b>170026</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 35, 9,8 x 7,2	<b>170094</b>	<b>3,15</b>	Erster Prämolare, Nr. 42, 9,0 x 6,8	<b>170027</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 36, 10,0 x 7,5	<b>170093</b>	<b>3,15</b>	Erster Prämolare, Nr. 45, 8,5 x 6,5	<b>170028</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 37, 10,5 x 7,8	<b>170090</b>	<b>3,15</b>	Erster Prämolare, Nr. 44, 8,0 x 6,2	<b>170029</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 38, 11,0 x 8,0	<b>170089</b>	<b>3,15</b>	Zweiter Prämolare, Nr. 50, 10, 2 x 7,5	<b>170039</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 39, 12,5 x 8,2	<b>170088</b>	<b>3,15</b>	Zweiter Prämolare, Nr. 51, 10,0 x 7,0	<b>170040</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 302, 12,5 x 8,5	<b>170087</b>	<b>3,15</b>	Zweiter Prämolare, Nr. 52, 9,3 x 6,8,	<b>170041</b>	<b>3,15</b>
OK + UK, linke Eckzähne, Nr. 303, 13,0 x 9,0	<b>170086</b>	<b>3,15</b>	Zweiter Prämolare, Nr. 53, 9,0 x 6,6	<b>170042</b>	<b>3,15</b>
OK rechts, seitliche Schneidezähne, Nr. 24, 8,5 x 5,7	<b>170055</b>	<b>3,15</b>	Zweiter Prämolare, Nr. 54, 8,5 x 6,2	<b>170043</b>	<b>3,15</b>



## ORBI-Temp K&B

Selbst anmischares pastöses Composite-Material in 4:1-Kartuschen zur Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken, Onlays und Veneers direkt am Patienten. Das Material ist wegen seiner hohen Endhärte bei großer Elastizität für die Herstellung von großen Brücken besonders geeignet. Die hohe Stabilität zeigt sich besonders an dünnen Kronenrändern. Das Material ist daher zur Verwendung für ausgedehnte Brücken sehr gut geeignet. Es zeichnet sich weiterhin aus durch eine gute Ästhetik, durch optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität und Fluoreszenz. ORBI-Temp K&B können – im Falle eines Bruchs – leicht repariert werden, da bereits abgebundenes Material sich mit frisch angemischtem Material oder mit lichthärtenden Composites chemisch verbindet.

- Methylmethacrylatfrei
- Enthält kein Bisphenol A
- Aushärtungstemperatur liegt unter 40 °C
- Sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Äußerste Passgenauigkeit
- Röntgensichtbar



### Kartusche 50 ml 4:1, inkl. je 6 Mischkanülen

Farbe A2	266819	58,45
Farbe A3	224924	58,45
Farbe A3,5	266820	58,45

### Packung 50 Stück

Mischkanülen 4:1, Farbe: blau/orange	169178	31,45
--------------------------------------	--------	-------

Praxis



## Occlusionsspray plus

Mikropulverisiertes Markierungsspray zum Erkennen von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Es ist zum gezielten Aufsprühen mit zwei speziellen Sprühdüsen ausgestattet: eine zum punktgenauen Sprühen – kombiniert mit dünnstem Sprühfilm. Eine zweite zum Besprühen größerer Flächen mit etwas dickerem Sprühfilm. Das Occlusionsspray ist durch seine lebensmittelechten Inhaltsstoffe völlig unschädlich und auch für den intraoralen Gebrauch einsetzbar. Haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff. Es flokkt nicht aus und lässt sich leicht von versiegelten Gipsoberflächen abwaschen.

- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- FCKW-frei

### Spraydose 75 ml

Farbe: grün	143263	9,95
ab 10 Dosen, auch nach Farben gemischt, je		8,95
Farbe: rot	46399	9,95
ab 10 Dosen, auch nach Farben gemischt, je		8,95



## Tiefziehfolien

- Tiefziehfolie (Käppchenfolie): Weiches, elastisches Material, rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z. B. Kronen, Kappen etc.
- Unterziehfolie (Platzhalterfolie): Dünne, gut tiefziehbare Folie. Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilchen (Käppchen)

### Tiefziehfolie

Packung 100 Stück, 0,6 x 42 mm, klar	143003	8,95
--------------------------------------	--------	------

### Unterziehfolie

Packung 200 Stück, 0,1 x 42 mm, klar	143002	10,95
--------------------------------------	--------	-------



## ORBI-Touch nitril color

Latexfreier Einmal-Untersuchungshandschuh aus Nitril. Der Handschuh ist puderfrei, enthält keine Naturlatex-Proteine und ist auch für Allergiker geeignet. Das elastische Material bietet höchsten Tragekomfort und maximales Tastgefühl.

- Farbe: Lavendelblau
- Tastsensibel
- Texturiert griffig
- Puderfrei
- AQL 1,5
- EN 455-1-3 / EN 374-2,3

### Packung 100 Stück

Größe: S	<b>206002</b>	<b>8,35</b>
Größe: M	<b>206001</b>	<b>8,35</b>
Größe: L	<b>206000</b>	<b>8,35</b>
Größe: XL	<b>206003</b>	<b>8,35</b>



## ORBI-Touch nitril soft white

Latexfreier, unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh, puder- und proteinfrei. Der weiße Handschuh aus Nitril besitzt eine natürliche Passform und ist besonders bei Latex-Unverträglichkeit geeignet.

- Latexfrei
- Ausgezeichnetes Tastempfinden
- Puder- und proteinfrei
- AQL 1,5
- EN 455, 1-3

### Packung 100 Stück

Größe: XS	<b>266849</b>	<b>8,35</b>
Größe: S	<b>266850</b>	<b>8,35</b>
Größe: M	<b>266851</b>	<b>8,35</b>
Größe: L	<b>266852</b>	<b>8,35</b>
Größe: XL	<b>266853</b>	<b>8,35</b>



## ORBIS-Green Nitrilhandschuhe

**NEU**  
im Sortiment

Unsteriler, puderfreier, latexfreier, besonders hautfreundlicher Einmaluntersuchungshandschuh aus Nitril in Mintgrün für den Einmalgebrauch. Der ORBIS-Green Handschuh bietet aufgrund der Produktion mit verringertem Wasser- und Energieverbrauch sowie geringeren CO<sub>2</sub> Emissionen die umweltfreundliche Alternative zum konventionellen Einmalhandschuh. Die spezielle Innenbeschichtung ermöglicht ein einfaches Anziehen und Wechseln der Handschuhe. Texturierte Fingerspitzen garantieren mehr Halt bei nasser oder trockener Anwendung.

- Besonders hautfreundlich
- Ohne Naturkautschuklatex-Proteine
- Ohne Vulkanisationsbeschleuniger
- 17 % weniger CO<sub>2</sub> Emissionen und 12 % weniger Wasserverbrauch in der Produktion
- Mintgrün

### Packung 100 Stück

Größe: XS	<b>278820</b>	<b>9,95</b>
Größe: S	<b>278821</b>	<b>9,95</b>
Größe: M	<b>278822</b>	<b>9,95</b>
Größe: L	<b>278823</b>	<b>9,95</b>
Größe: XL	<b>278824</b>	<b>9,95</b>

**ORBIS-Green – die nachhaltige Alternative in Ihrem dentalen Alltag.**





**Aus reinem Naturlatex!  
Besonders tastsensibel!**

## ORBI-Touch eco plus IC

Unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus reinem Naturlatex, puderfrei - mit hautfreundlicher, synthetischer Innenbeschichtung und praktischem Rollrand. Der naturweiße Handschuh ist besonders reißfest, besitzt eine ausgezeichnete Passform und lässt sich sehr leicht anziehen.

- Tastsensibel
- Texturiert griffig
- Puderfrei
- AQL 1,5 EN 455, 1/3

### Packung 100 Stück

Größe: XS	<b>278274</b>	<b>8,35</b>
Größe: S	<b>278275</b>	<b>8,35</b>
Größe: M	<b>278276</b>	<b>8,35</b>
Größe: L	<b>278277</b>	<b>8,35</b>
Größe: XL	<b>278278</b>	<b>8,35</b>



Praxis

## ORBI-Touch Supreme

Unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus hochwertigem Naturlatex, puderfrei mit Rollrand. Der Handschuh mit seiner natürlichen Passform hat ein ausgezeichnetes Tastempfinden.

- Ausgezeichnetes Tastempfinden
- Puderfrei
- AQL 1,5
- EN 455, 1-3

### Packung 100 Stück

Größe: XS	<b>266661</b>	<b>8,65</b>
Größe: S	<b>266662</b>	<b>8,65</b>
Größe: M	<b>266663</b>	<b>8,65</b>
Größe: L	<b>266664</b>	<b>8,65</b>
Größe: XL	<b>266665</b>	<b>8,65</b>



**Latexfrei!**

## ORBI-Touch Vinyl PF

Unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus Vinyl, puderfrei mit Rollrand. Der Handschuh ist besonders bei Latex-Unverträglichkeit geeignet.

- Latexfrei
- Puderfrei
- AQL 1,5
- EN 455, 1-4

### Packung 100 Stück

Größe: S	<b>229000</b>	<b>6,45</b>
Größe: M	<b>229001</b>	<b>6,45</b>
Größe: L	<b>229002</b>	<b>6,45</b>
Größe: XL	<b>229003</b>	<b>6,45</b>



! Besonders geeignet in Risikobereichen!



## ORBI-Touch works

Unsteriler blauer Arbeitshandschuh aus Naturlatex, besonders geeignet in Risikobereichen wie Instrumentenaufbereitung, Reinigen von Behandlungsräumen und OPs. Beidhändig passend mit Rollrand.

- Niedrige Proteinwerte
- Farbe: blau
- Materialstärke: Finger: 0,39 mm | Handfläche: 0,32 mm | Schaft: 0,19 mm
- Länge 290 mm
- AQL 1,5
- EN 455-1, 2, 3
- EN 374-2,3
- PSA-Richtlinie 89/686/EWG

### Packung 50 Stück

Größe: S	<b>231261</b>	<b>13,95</b>
Größe: M	<b>231262</b>	<b>13,95</b>
Größe: L	<b>231263</b>	<b>13,95</b>

Praxis

! Sehr hohe chemische Beständigkeit!



## Chemikalienschutzhandschuh

Vollbeschichteter Chemikalienschutzhandschuh aus Nylon mit Beschichtung aus PVC. Der Handschuh ist mit einer konischen Stulpe ausgestattet, welche das Tragen über weiterer Schutzkleidung ermöglicht. Für eine perfekte Griffsicherheit ist der Handflächenbereich angeraut. Der ORBIS Chemikalienschutzhandschuh hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber vielen unterschiedlichen Chemikalien.

- EN 388 (4141X)
- EN 374-1 (JKLMPT)
- EN 374-2
- EN 420
- PSA Kategorie III gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG (EU 2016/425)

Größe 8, Paar	<b>263772</b>	<b>5,70</b>
Größe 9, Paar	<b>263773</b>	<b>5,70</b>
Größe 10, Paar	<b>263774</b>	<b>5,70</b>



## Einmalhandtücher aus Zellstoff

Hochsaugfähige Handtücher, umweltverträglich hergestellt aus hochweißem Zellstoff-Tissue. Die Tücher haben einen angenehm weichen Grip, sind sehr saugfest und sparsam in der Verwendung.

- 100 % Zellstoff-Tissue
- Interfold-Falzung

<b>Karton mit 2.300 Stück</b>		
<b>3-lagig</b> , hochweiß		
Größe: 22 x 32 cm	<b>204986</b>	<b>52,45</b>

<b>Karton mit 3.200 Stück</b>		
<b>2-lagig</b> , hochweiß		
Größe: 25 x 21 cm	<b>199300</b>	<b>37,75</b>

## Einmalhandtücher mit Designprägung

Hochsaugfähige Einmalhandtücher mit farblicher Designprägung.

- **2-lagig**
- 100 % Zellstoff
- ZZ-Falzung

<b>Karton mit 3.200 Stück</b>		
neutral mit lila Designprägung		
Größe: 23 x 21 cm	<b>233449</b>	<b>35,65</b>
neutral mit grüner Designprägung		
Größe: 23 x 21 cm	<b>233450</b>	<b>35,65</b>



## Einmalhandtücher, grün

Saugfähige Papierhandtücher, umweltverträglich hergestellt aus reinem Recyclingmaterial. Die Tücher haben einen angenehmen Grip, sind saugfest und angenehm in der Verwendung.

- **100 % Recyclingmaterial**
- ZZ-Falzung

<b>Karton mit 3.750 Stück</b>		
<b>2-lagig</b> , grün, Größe: 24 x 23 cm	<b>239224</b>	<b>39,95</b>



## Einmalhandtücher recycelt

Hochsaugfähige Papierhandtücher, umweltverträglich hergestellt aus reinem Recyclingmaterial. Die Tücher haben einen angenehmen Grip, sind sehr saugfest und angenehm in der Verwendung. Wählen Sie zwischen verschiedenen Qualitätsstufen!

- 100 % Recyclingmaterial
- ZZ-Falzung


### Karton 5.000 Stück

#### 1-lagig, ungebleicht – naturweiß

Größe: 25 x 21 cm **199299 25,95**

#### 1-lagig, hochweiß

Größe: 25 x 21 cm **46395 34,65**




## Handtuchspender aus Edelstahl

Formschöner Wandspender aus gebürstetem Edelstahl, für alle gängigen Papierhandtücher. Leichte und sichere Einzeltuchentnahme. Große Kapazität, je nach Handtuchqualität bis zu 600 Tücher! Leicht zu montieren.

- Mit Schloss
- Sichtfenster für Füllstandskontrolle
- Größe (H x B x T): 330 x 250 x 130 mm

Handtuchspender	<b>182227</b>	<b>74,45</b>
Handtuchspenderschlüssel	<b>215013</b>	<b>6,75</b>



Praxis



## Mundschutz mit Bändern

Hochwirksamer Mundschutz, hypoallergen dank ausgesuchter Rohmaterialien, latexfrei. Der extralange Nasenbügel erlaubt eine optimale Anpassung der Maske an die Gesichtskontur. Geringer Atemwiderstand, daher auch für Brillenträger geeignet. Stabile Bänder.

- Filterleistung 99 % (Melt-Blown-Filter)
- Rundum ultraschallvernäht, sehr hoher Tragekomfort
- Frei von Latex, Glasfasern, Kupfer und Nickel
- 3-lagig / Gemäß EN 14683:2005

### Packung 50 Stück

blau	<b>145978</b>	<b>7,60</b>
grün	<b>145878</b>	<b>7,60</b>
weiß	<b>145893</b>	<b>7,60</b>

## Mundschutz mit Gummizug

Hochwirksamer Mundschutz, hypoallergen dank ausgesuchter Rohmaterialien, latexfrei. Der extralange Nasenbügel erlaubt eine optimale Anpassung der Maske an die Gesichtskontur. Geringer Atemwiderstand, daher auch für Brillenträger geeignet. Stabile, mit Baumwolle ummantelte Gummizüge

- Filterleistung 99% (Melt-Blown-Filter)
- Rundum ultraschallvernäht, sehr hoher Tragekomfort
- Frei von Latex, Glasfasern, Kupfer und Nickel
- 3-lagig / Gemäß EN 14683:2005

### Packung 50 Stück

blau	<b>145981</b>	<b>7,60</b>
grün	<b>145982</b>	<b>7,60</b>
weiß	<b>145983</b>	<b>7,60</b>



## ORBIS-Green Mundspülbecher

Die nachhaltigen ORBIS-Green Hartpapierbecher werden komplett ohne ölbasierten Kunststoff hergestellt und sind biologisch abbaubar. Sie haben keine PE-Beschichtung! Aufgrund ihrer Biokunststoffbeschichtung namens Polyactid (kurz PLA) sind sie dennoch dicht und weichen nicht durch. Dieser verwendete Biokunststoff PLA ist biologisch abbaubar und entsteht durch Polymerisation von Milchsäure. Die Milchsäure wiederum wird durch die mehrstufige Synthese von Zucker hergestellt.

Ohne PE-Beschichtung!

- Ohne PE-Beschichtung
- Hartpapier PLA-beschichtet
- Umweltfreundlich, nachhaltig
- Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher
- Geruchs- und geschmacksneutral

### Karton 500 Stück

10 Stangen mit je 50 Bechern  
weiß, 180 ml

277249 37,95

**ORBIS-Green – die nachhaltige  
Alternative in Ihrem dentalen Alltag.**



## Mundspülbecher

Einmal-Kunststoffbecher aus umweltfreundlichem Kunststoff, vollständig recyclingfähig. Griffstabil und standfest, in geruchs- und geschmacksneutraler Lebensmittelverpackungsqualität.

### Weiße Ausführung:

- Höhe 73 mm, oberer Ø 70 mm, unterer Ø 47 mm
- Volumen 150 ml

### Bunte Ausführungen:

- Höhe 83 mm, oberer Ø 70 mm, unterer Ø 47 mm
- Volumen 180 ml

Beide Bechergrößen passen in die handelsüblichen Becherspender!

### Karton 3.000 Stück

weiß, 150 ml	148562	52,45
rot, 180 ml	190023	52,45
rosa, 180 ml	190025	52,45
gelb, 180 ml	190022	52,45
orange, 180 ml	7055	52,45
grün, 180 ml	190021	52,45
blau, 180 ml	190020	52,45
hellblau, 180 ml	190024	52,45
lila, 180 ml	250800	52,45
weinrot, 180 ml	7353	52,45
cedro, 180 ml	250801	52,45
farbig sortiert, 180 ml	190019	52,45



## Spender für Mundspülbecher

Hygienisch einwandfreie Vorratshaltung direkt in der Nähe des Behandlungsplatzes. Wahlweise aus durchsichtigem Kunststoff oder aus Edelstahl, mit Füllstandsanzeige. Mit Zubehör zur einfachen Wandmontage.

### Größe (H x B x T):

Kunststoffspender: 320 x 100 x 110 mm  
Edelstahl: 360 x 85 x 85 mm

<b>Stück</b> , Kunststoff	<b>167494</b>	<b>27,95</b>
<b>Stück</b> , Edelstahl	<b>170866</b>	<b>49,95</b>
<b>Satz</b> , Ersatzringe für Spender	<b>288800</b>	<b>7,55</b>



## Mundspülglas

Ökologisch einwandfreie Mundspülbecher aus Klarglas, spülmaschinenfest und geeignet für den Thermodesinfektor. Sie verringern das Müllvolumen Ihrer Praxis. Ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz! Nicht zur Sterilisation geeignet.

- Stapelfähig, sehr platzsparend
- Max. Reinigungstemperatur: 120 °C
- 150 ml Inhalt

<b>Packung 6 Stück</b>	<b>189368</b>	<b>8,35</b>
------------------------	---------------	-------------

Praxis



## Nasskreppservietten

Stabiler, weicher Krepp, schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung und verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit.

- Farbe: weiß
- Papiergewicht: 24 g/qm
- Format 34 x 38 cm

<b>Packung 1.000 Stück</b>	<b>144591</b>	<b>20,95</b>
<b>ab 3 Packungen je</b>		<b>18,95</b>

Stabiler, weicher Krepp, hohe Reißfestigkeit



## Nasskreppservietten premium

Hochweißer, stabiler und weicher Krepp aus 100 % reinem Zellstoff, extrastarke Qualität dank hoher Kreppstruktur

- Schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit
- Papiergewicht 25 g/qm
- Format 34 x 38 cm

<b>Packung 1.000 Stück</b>	<b>277777</b>	<b>24,25</b>
----------------------------	---------------	--------------

Praxis



## Zelltuchservietten

Weiche, besonders saugfähige Servietten, hergestellt aus sauerstoffgebleichter Zellulose

**Wählen Sie zwischen 2 Varianten: 2-lagig oder 4-lagig!**

- Superweich
- Größe: 40 x 40 cm

### 2-lagig, weiß

Packung 50 Stück	<b>146537</b>	<b>2,35</b>
Karton 1.000 Stück	<b>147897</b>	<b>33,75</b>

### 4-lagig, weiß

Packung 25 Stück	<b>146538</b>	<b>2,25</b>
Karton 800 Stück	<b>147898</b>	<b>46,75</b>



## Patientenumhänge

Diese Patientenumhänge bieten maximalen Schutz für den Patienten. Mit bequemem Halsausschnitt und ausreichend langen Bändern zum Binden.

### Wählen Sie zwischen 2 Varianten:

- Die saugfähigen, aus PE-Folie mit einer zusätzlichen Zellstoffauflage.  
Größe: 61 x 53 cm, 80 Stück je Rolle
- Die preisgünstigen, aus hochwertiger PE-Folie.  
Größe: 75,5 x 53 cm, 200 Stück je Rolle

#### Rolle 80 Stück

blau	<b>126628</b>	<b>13,65</b>
grün	<b>143410</b>	<b>13,65</b>
weiß	<b>143409</b>	<b>13,65</b>

#### Rolle 200 Stück

blau	<b>143408</b>	<b>15,75</b>
grün	<b>143407</b>	<b>15,75</b>
weiß	<b>137168</b>	<b>15,75</b>

<b>Tischspender für Patientenumhänge auf Rollen</b>	<b>144142</b>	<b>20,90</b>
---	---------------	--------------





## Schutzservietten Premium

Rechteckige, mehrlagig aufgebaute Schutzserviette. Die hochwertige PE-Folie verhindert das Durchnässen der Serviette, die spezielle Zellulose mit erhöhter Grammaturnimmt besonders viel Flüssigkeit auf. Größe 33 x 45 cm.

- Optimaler Schutz und Komfort für den Patienten
- Sehr hohe Saugleistung
- Feuchtigkeitsundurchlässig
- Papier 28 g/m<sup>2</sup>
- Folie 8 µm

### Packung 500 Stück

dunkelblau	<b>185374</b>	<b>21,95</b>
hellblau	<b>185373</b>	<b>21,95</b>
grün	<b>185372</b>	<b>21,95</b>
weiß	<b>185371</b>	<b>21,95</b>
lila	<b>250796</b>	<b>21,95</b>
cedro	<b>250797</b>	<b>21,95</b>

### Spenderbox aus Kunststoff, für 50 Servietten

**126116 32,95**

Praxis

## Traypapier

Trayeinlagen und Schwebetischauflagen werden aus hochwertigem Filterkrepp-Papier hergestellt. Das verwendete Papier wird in einem **umweltschonenden Verfahren ohne Chlorbleiche** produziert. Es ist holzfrei und enthält keine optischen Aufheller, dabei ist es hochsaugfähig und hochnassfest. In verschiedenen Farben lieferbar und für den Einsatz im Autoklav geeignet.

- Keine Entfärbung während der Dampfsterilisation
- Zellstoff mit der Dichte von 55 g/m<sup>2</sup>

Für Normtrays: Größe 18 x 28 cm

Für Schwebetische: Größe 36 x 28 cm

### Packung 250 Stück 18 x 28 cm

weiß	<b>143130</b>	<b>4,75</b>
blau	<b>145988</b>	<b>4,75</b>
gelb	<b>143150</b>	<b>4,75</b>
grün	<b>145992</b>	<b>4,75</b>
lila	<b>250798</b>	<b>4,75</b>
cedro	<b>250799</b>	<b>4,75</b>

### ab 10 Packungen je

**4,15**

### Packung 250 Stück 36 x 28 cm

weiß	<b>140056</b>	<b>9,95</b>
blau	<b>186392</b>	<b>9,95</b>
gelb	<b>186394</b>	<b>9,95</b>
grün	<b>186393</b>	<b>9,95</b>

### ab 5 Packungen je

**9,15**



### Schutzvisier mit Gummizug

Dieser Vollgesichts-Schutzschild deckt die Mund-, Nasen- und Augenbereiche ab. Der Schutzschild eignet sich perfekt als Spritzschutz.

- Rahmen ist autoklavierbar bei bis zu 134 °C
- Das Visier kann mit handelsüblichen Oberflächen-desinfektionsmitteln desinfiziert werden
- Für einfache Pflege und Hygienebereiche
- Blauer Rahmen aus spritzgegossenem Polypropylen (PP)
- Transparentes Visier aus PETG
- Elastikband schwarz
- Hygienisch verpackt im Polybeutel

<b>Stück</b>	<b>279700</b>	<b>8,95</b>
<b>Beutel</b>		
5 Stück Ersatzschilder	<b>279701</b>	<b>11,95</b>

Praxis



### Schutzvisier mit Brillengestell

Effektive Schutzbrille mit hervorragender Transparenz

- Nase, Augen und Mund werden bedeckt
- Das Gestell ist autoklavierbar bei 121 °C
- Schutzschilde aus Polycarbonat können mit milder Seife oder alkoholfreien Mitteln gereinigt werden (NICHT mit alkoholbasierten Mitteln)

<b>Set</b>		
1 Rahmen + 6 Visiere		
Farbe: weiß	<b>278918</b>	<b>27,95</b>
<b>Set</b>		
1 Rahmen + 6 Visiere		
Farbe: hellblau	<b>278917</b>	<b>27,95</b>
<b>Packung 12 Stück</b>		
Ersatzschilder	<b>278922</b>	<b>23,95</b>



## Absaugkanülen

Universalkanülen aus farbechtem Kunststoff zur Absaugung von Speichel, Blut, Sekret und kleineren Feststoffen jeglicher Art. Abgerundete Ecken und Kanten.

- Länge 135 mm
- Ansatz Ø 16 mm
- Ergonomische Form
- Geräuscharm
- Autoklavierbar bei 134 °C
- Ohne Weichmacher (Phthalate)

### Packung 10 Stück

grau	<b>255578</b>	<b>9,85</b>
blau	<b>255579</b>	<b>9,85</b>
lila	<b>255580</b>	<b>9,85</b>
cedro	<b>255581</b>	<b>9,85</b>



## Absaugkanüle, chirurgisch

Die Absaugkanülen kommen bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz, bei denen eine größere Saugleistung erforderlich ist.

- Präzises Absaugen
- Schlanke Form, mit konischer Spitze
- Hygienisch und zeitsparend
- Steril und einzeln verpackt
- Ansaugdurchmesser Ø 2,5 mm
- Graue Spitze (abnehmbar)

### Packung 100 Stück

**265446 104,95**


## Speichelsauger, transparent

Flexible Speichelsauger aus transparentem Kunststoff, mit stabil in der Röhrenwand eingelassenem Metalldraht. Lässt sich leicht in die gewünschte Form bringen, ohne dabei abzuknicken. Die neu gestaltete Kappe ist sehr klein, mit stark abgerundeten Ecken. Die so herbei geführte Zwangsbelüftung verhindert das Ansaugen an der Mundschleimhaut des Patienten.

- Leicht zu biegen, danach formstabil
- Kein Hervorstehen des Metalldrahtes
- Größe: Ø 6,5 mm, Länge: 125 mm
- Ohne Weichmacher (Phthalate)

### Packung 100 Stück

<b>mit fest verschweißter Kappe,</b> Farbe: transparent	<b>170668</b>	<b>3,10</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>2,65</b>
<b>mit abnehmbarer Kappe,</b> Farbe: transparent	<b>144601</b>	<b>3,10</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>2,65</b>



Praxis



## Speichelsauger, farbig

Flexible Speichelsauger aus transparentem Kunststoff, mit stabil in der Röhrenwand eingelassenem Metalldraht. Lässt sich leicht in die gewünschte Form bringen, ohne dabei abzuknicken. Die neu gestaltete Kappe ist sehr klein, mit stark abgerundeten Ecken. Die so herbeigeführte Zwangsbelüftung verhindert das Ansaugen an der Mundschleimhaut des Patienten.

- Leicht zu biegen, danach formstabil
- Kein Hervorstehen des Metalldrahtes
- Größe: Ø 6,5 mm, Länge: 125 mm
- Ohne Weichmacher (Phthalate)
- **Mit abnehmbarer Kappe**



### Packung 100 Stück

blau transparent	<b>170630</b>	<b>3,10</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>2,65</b>
gelb transparent	<b>170631</b>	<b>3,10</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>2,65</b>
grün transparent	<b>170632</b>	<b>3,10</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>2,65</b>
rot transparent	<b>170633</b>	<b>3,10</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>2,65</b>
weiß opak	<b>141206</b>	<b>3,10</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>2,65</b>

## ORBI-Bitebox

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff

- **Geeignet für Klammern und Knirscherschienen**
- Belüftungslöcher
- Verschiedene Farben erhältlich
- Höhe innen ca. 23 mm
- Breite 80 mm, Tiefe 75 mm, Höhe 28 mm
- Glänzend

### Packung 10 Stück, Größe 1

weiß	239225	7,65
pink	245450	7,65
grün	255361	7,65
hellgrün	255362	7,65
hellblau	245452	7,65

**Sicherer  
Transport –  
sichere Auf-  
bewahrung!**

## ORBI-Orthobox

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff

- **Geeignet für Prothesen und Kieferorthopädische Geräte**
- Für Mundschutz ebenfalls geeignet
- Belüftungslöcher
- Verschiedene Farben erhältlich
- Höhe innen ca. 30 mm
- Breite 85 mm, Tiefe 85 mm, Höhe 40 mm
- Matt

### Packung 10 Stück, Größe 2

weiß	239226	11,95
pink	245451	11,95
grün	255359	11,95
hellgrün	255360	11,95
hellblau	245453	11,95

## Mulltupfer

Sterile Mulltupfer, aus reiner Baumwolle. Ideal geeignet zum Aufnehmen von Sekret und Flüssigkeiten in der Mundhöhle sowie zum Aufbeißen während der Behandlung und nach Extraktionen.

### Packung 500 Stück

Erbse	<b>138894</b>	<b>16,45</b>
Haselnuss	<b>139990</b>	<b>17,85</b>
Walnuss	<b>140421</b>	<b>21,95</b>

### Packung 400 Stück

Pflaume	<b>139991</b>	<b>32,95</b>
---------	---------------	--------------



## Wattekügelchen

Saugstarke, fusselreie Wattekügelchen zum Trocknen und Applizieren von Medikamenten. Weich, formbeständig.

- Chlorfrei gebleicht
- In Schraubdeckeldose

### Dose 2,5 g

Ø 3,0 mm	<b>245456</b>	<b>9,75</b>
----------	---------------	-------------

### Dose 4 g

Ø 4,0 mm	<b>17440</b>	<b>11,45</b>
Ø 5,5 mm	<b>17439</b>	<b>8,35</b>

### Dose 10 g

Ø 7,0 mm	<b>17438</b>	<b>9,45</b>
----------	--------------	-------------



## Watterollen

Aufsaugen, Abhalten, Polstern – diese Funktionen werden von unseren Watterollen perfekt erfüllt. Eine ausgewogene Mischung aus hochreinem Zellstoff und natürlicher Baumwolle gewährleistet lang anhaltende Saugleistung, verbunden mit Formstabilität und Polsterwirkung. Die fusselreie Watterolle muss daher seltener gewechselt werden, das spart Zeit und Geld. Der Folienbeutel schützt vor Staub und Feuchtigkeit.

- Hohe Saugleistung
- Passen in die üblichen Spender
- Länge: 38 mm

### Packung 300 g

Größe 1, 8 mm	<b>276238</b>	<b>4,75</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>4,45</b>
Größe 2, 10 mm	<b>276239</b>	<b>4,75</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>4,45</b>
Größe 3, 12 mm	<b>276240</b>	<b>4,75</b>
<b>ab 10 Packungen je</b>		<b>4,45</b>



## Watterollenspender

Spender aus Kunststoff, zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Bei Betätigung des Spenders werden 2–3 Watterollen freigegeben, die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Spender fasst Watterollen der Größen 1, 2, 3 und 4. Aus hochwertigem Acrylglas, nicht autoklavierbar.

- Fasst ca. 30 Rollen der Größe 3
- Außenmaße (B x T x H): 5 x 11 x 11 cm

**Stück** **183830** **13,95**



## Zellstofftupfer

Vorgestanzte unsterile Zellstofftupfer aus hochbleichem Verbandzellstoff. Gebrauchsfertig, formstabil, abriebfest. Kann sterilisiert werden.

- Größe: 4 x 5 cm

**Packung**  
2 Rollen à 500 Tupfer **138654** **4,30**



## Dry Pads

Dry Pads erleichtern die Arbeit im hinteren Teil der Mundhöhle, da sie den Behandlungsbereich trocken und sauber halten.

- Flexibel und hochsaugfähig
- Gute Haftung auf der Mundschleimhaut
- Applikation direkt auf die Parotisdrüse
- Leichte Entfernung durch Wasserspray

**Large, Packung 100 Stück** **265448** **20,20**  
**Small, Packung 100 Stück** **265447** **20,20**



## Abfallbeutel

Mülltüten, aus stabiler Kunststoffolie. Mit Seitenfalte, passend für jeden Standard-Abfalleimer.

- Inhalt: ca. 25 Liter
- Format (B x H): 30 x 50 cm

**Packung 100 Stück** **143001** **7,65**  
**ab 10 Packungen je** **6,50**



Praxis



lila



pink



cedro

## Dappenbehälter

Für den Einmalbereich zum Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien

Nicht sterilisierbar

- Material: Polypropylen
- Durchmesser oben: ca. 32 mm
- Höhe: ca. 24 mm
- Gewicht: ca. 1,6 g

### Packung 50 Stück

rot	260764	1,65
gelb	260763	1,65
weiß	260765	1,65
blau	260762	1,65
cedro	275073	1,65
lila	275074	1,65
pink	275178	1,65



rot



weiß



gelb



blau



## Druckverschlussbeutel

Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel zum Versand von Modellen und Abformungen zwischen Praxis und Labor

- Mit separater Einstecktasche für Auftragszettel und andere Dokumente
- Aus recycelbarem Polyethylen
- Abmessung 180 x 250 mm – 50 µm

### Packung 100 Stück

Druckverschlussbeutel	258443	10,95
-----------------------	--------	-------

Praxis



## ORBI-Office Bildschirmreiniger

Geeignet für alle Flach- und Plasmabildschirme (Computer, Handys, Notebooks, Fernseher, Scanner, Kopierer etc.) sowie Kunststoffgehäuse von Computern, Scannern, Kopierern oder Fernsehgeräten. Ideal zur Reinigung und Pflege auch von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen. Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett und Nikotin werden schonend und streifenfrei entfernt. Durch die antistatische Wirkung entsteht eine schmutz- und staubabweisende Oberfläche.

Dose 200 ml	243923	8,75
-------------	--------	------

## Tubenentleerer

Praktisches Hilfsmittel zum leichten Entleeren aller Tuben in der Praxis und zu Hause. Die stabilen Zahnwalzen pressen das allerletzte Gramm aus jeder Tube. Wertvolles Material kann dadurch komplett genutzt werden.

- Geeignet für alle Tuben bis 70 mm Falzbreite

Stück	13879	6,90
-------	-------	------



Praxis

## Stereo-Kopfbandlupe LED

Superleichte Lupe für Zahnärzte und Zahntechniker mit 4 verschiedenen Stereolupenteilen. Die Auswahl von 4 Vergrößerungen ermöglicht jedem Anwender eine für ihn optimale Einstellung der Sichtverhältnisse bei entsprechendem Arbeitsabstand. Mit heller, stromsparender LED-Leuchte. Das Lampenteil mit dem Batteriefach ist abnehmbar. Benötigt werden 3 Batterien, Typ AAA.

- 1,2-fache Vergrößerung, Abstand: 520–620 mm
- 1,8-fache Vergrößerung, Abstand: 230–320 mm
- 2,5-fache Vergrößerung, Abstand: 150–230 mm
- 3,5-fache Vergrößerung, Abstand: 80–120 mm

Stereo-Kopfbandlupe, komplett mit je 1 Linse, Stück	176962	62,80
Ersatzlinsen, 1,2-fache Vergrößerung, Abstand: 520–620 mm, Satz	188748	6,60
Ersatzlinsen, 1,8-fache Vergrößerung, Abstand: 230–320 mm, Satz	172991	6,60
Ersatzlinsen, 2,5-fache Vergrößerung, Abstand: 150–230 mm, Satz	187050	6,60
Ersatzlinsen, 3,5-fache Vergrößerung, Abstand: 80–120 mm, Satz	187058	6,60



The background features a solid blue field with several overlapping white geometric shapes, including circles and polygons. A large, bright yellow curved shape is positioned in the lower right quadrant. At the bottom, there is a horizontal white bar.

**LABOR**

# Wir halten zusammen!

ORBI-Tec Knetmasse – einfach vermischen und exakt adaptieren

- Sehr weiche, knetbare Konsistenz
- Dauerhaft dimensionsstabil
- Sehr hohe Präzision
- Klebefrei
- Kochfest
- Einfaches Vermischen
- Duft- und geschmacksneutral
- Farbe: violettblau
- Endhärte: Shore A85
- Indikation: Vorwall, Modelle, Fixationen
- 2 x 420 ml oder 2 x 5 kg





## Occlu Artikulationsgips

Synthetischer Spezial-Artikulationsgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 2 zur Einartikulation der Modelle, zum Fixieren von KFO-Modellen, zur Bissregistrierung, für Vorwälle und Frässockel

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 30 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 2 Min. Abbindezeit: 3,5 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 20 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 30 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,04 %

<b>Karton 20 kg</b> weiß	<b>141656</b>	<b>58,95</b>
-----------------------------	---------------	--------------



Eine Info-  
tabelle zu  
den Gipsen  
finden Sie  
auf S. 144



## Occlubaster

Alabastergips (Naturhartgips) mit Hartgipszusatz zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten nach DIN EN ISO 6873 – Typ 2 mit Hartgipszusatz zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 50 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5–6 Min.
- Abbindezeit: 10–12 Min.
- Druckfestigkeit nach 1 h: 12 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 17 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,18 %

<b>Eimer 10 kg</b> naturweiß	<b>131800</b>	<b>13,25</b>
<b>Sack 25 kg</b> naturweiß	<b>143336</b>	<b>23,65</b>



Hergestellt  
und geprüft  
nach DIN EN  
ISO 6873



## Occludur

Synthetischer Superhartgips zur Herstellung von Stümpfen und Zahnkränzen für Sägemodelle nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 20 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5–6 Min.
- Abbindezeit: 10–12 Min.
- Druckfestigkeit nach 1 h: 60 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 85 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,10 %

<b>Karton 20 kg</b> gelbbraun	<b>143254</b>	<b>87,75</b>
----------------------------------	---------------	--------------

Labor

## Occlumedanit

Modellgips (Naturgips) mittlerer Härte mit gutem Fließvermögen. DIN EN ISO 6873 – Typ 3.

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 30 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5–6 Min.
- Abbindezeit: 10–12 Min.
- Druckfestigkeit nach 1 h: 24 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 50 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %

### Eimer 10 kg

gelb	<b>131808</b>	<b>22,45</b>
weiß	<b>131809</b>	<b>22,45</b>
blau	<b>131807</b>	<b>22,45</b>

### Sack 25 kg

gelb	<b>143337</b>	<b>37,75</b>
weiß	<b>143338</b>	<b>37,75</b>
blau	<b>143339</b>	<b>37,75</b>



## OrbiMedanit S

Ein Modellhartgips (Naturgips), besonders geeignet für den Bereich der Prothetik und Kieferorthopädie. Durch seine superweiße Farbe ist OrbiMedanit S besonders für KFO-Schaummodelle geeignet. DIN EN ISO 6873 – Typ 3.

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 30 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5–6 Min.
- Abbindezeit: 10–12 Min.
- Druckfestigkeit nach 1 h: 23 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 60 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %

### Packung 10 kg

superweiß	<b>240901</b>	<b>17,35</b>
blau	<b>240903</b>	<b>17,35</b>
gelb	<b>240904</b>	<b>17,35</b>

### Sack 25 kg

superweiß	<b>266840</b>	<b>29,65</b>
blau	<b>266838</b>	<b>29,65</b>
gelb	<b>266839</b>	<b>29,65</b>



Labor

## Occluroc

Natur-Spezialhartgips mit großer Härte und sehr guter Oberflächenwiedergabe. DIN EN ISO 6873 – Typ 3.

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 27 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5–6 Min.
- Abbindezeit: 10–12 Min.
- Druckfestigkeit nach 1 h: 40 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 70 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %

### Sack 25 kg

blau	<b>143341</b>	<b>48,85</b>
------	---------------	--------------



## Occlu Sockelgips

Synthetischer Superhart-Sockelgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4. Speziell zum Sockeln von Zahnkränzen (z. B. für Pindex-Modelle)

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 25 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 3–4 Min.
- Abbindezeit: 6–8 Min.
- Druckfestigkeit nach 1 h: 40 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 65 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,06 %

**Karton 20 kg**  
weiß

**141657 62,50**



**Hergestellt  
und geprüft  
nach DIN EN  
ISO 6873**

## OccluStone Premium

Goldbrauner Natur-Superhartgips nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4 zur Herstellung von außergewöhnlich harten und glatten Stumpf- und Arbeitsmodellen

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 20 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 6–7 Min.
- Abbindezeit: 12–14 Min.
- Druckfestigkeit nach 1 h: 60 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 90 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,09 %

**Karton 25 kg**  
goldbraun

**262348 95,95**



Labor

## Occlu-superstone

Synthetischer Superhartgips für die Präzisionstechnik nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4. Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 23 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5–6 Min.
- Abbindezeit: 10–12 Min.
- Druckfestigkeit nach 1 h: 45 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 75 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,10 %

**Karton 25 kg**  
weiß

**143349 97,95**



## ORBI-Scan Stone

ORBI-Scan Stone nach DIN EN ISO 6873 – Typ 4 macht das Pudern der Gipsmodelle überflüssig. Dieser Spezialgips ist für die optoelektronische Abtastung entwickelt worden. Er verhindert störende Reflexionen in den definierten Wellenbereichen. Kurze Abbindezeit. Aufgrund seiner geringen Expansionswerte, hoher Druckfestigkeit und Kantenstabilität ist ORBI-Scan Stone auch für andere anspruchsvolle Modellarbeiten (Meistermodelle, Implantate etc.) einsetzbar.

- Mischungsverhältnis: 20 ml : 100g
- Verarbeitungszeit: 4–5 Min.
- Abbindezeit: 9–11 Min.
- Druckfestigkeit nach 1 h: 60 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 90 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,06 %

### Eimer 5 kg

Farbe: elfenbein

**266841 29,25**



## Gipslöser

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger mit Aktivindikator, kurze Einwirkzeiten. Entfernt Gipse und gipsgebundene Einbettmassen von Prothesen, Abdrucklöffeln, Vakuum-Mischbechern, Küvetten sowie Gusswerkstücken, auch an schwer zugänglichen Stellen. Kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden.

- PH-neutral

### Kanister 2 Liter

**261991 27,75**



Kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden.

Labor

## ORBI-Tec Knetmasse A85

Für elastomere Präzisionsabformung auf Polyvinylsiloxan-Basis, additionsvernetzend. Nur zur ausschließlichen Anwendungen für zahntechnische Zwecke.

### Für folgende Indikationen:

Vorwall, Modelle, Fixationen

**Verarbeitungszeit:** 1,5 Min.

**Gesamtabbindezeit:** 6–7 Min.

- Shore A85
- Farbe: violettblau
- Einfaches Anmischen
- Sehr weiche, knetbare Konsistenz
- Sehr hohe Präzision
- Dauerhaft dimensionsstabil
- Duft- und geschmacksneutral
- Klebefrei
- Kochfest

### Dose 2 x 420 ml

(ca. 1,6 kg) Base und Katalysator

**253457 42,95**

### Eimer 2 x 5 kg

Base und Katalysator

**256365 174,95**





## Gipsschütte

Gippschaufeln aus Leichtmetall.

<b>Stück</b>		
Inhalt 90 g, Gesamtlänge 18,5 cm	<b>184561</b>	<b>3,45</b>
<b>Stück</b>		
Inhalt 160 g, Gesamtlänge 21 cm	<b>184560</b>	<b>4,65</b>

## Gipsspatel

Spatel zum leichten und zügigen Anmischen von Gipsen

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b>		
Roghe, S-förmig gebogen, abgerundet, 20 cm	<b>145570</b>	<b>7,95</b>
<b>Stück</b>		
Lichtenstein, gerade, 17 cm	<b>145400</b>	<b>5,75</b>



Labor

## Gipsmesser

Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b>		
Nr. 6R, mit spitz zulaufender Klinge, Länge: 14,5 cm	<b>143243</b>	<b>6,95</b>
<b>Stück</b>		
Nr. 7R, mit gerader Klinge, Länge: 14,5 cm	<b>143244</b>	<b>6,95</b>
<b>Stück</b>		
Gritmann, mit gerader Klinge und Küvettenöffner, Länge: 16,5 cm	<b>143245</b>	<b>6,95</b>



## Mischbecher aus Silikon

- Widerstandsfähige Mischbecher aus dauerelastischem, klarem Silikon
- Ideal zum Anmischen von Kunststoffen (ohne Ausgießtülle)

klein, Inhalt ca. 5 ml,		
<b>Packung 4 Stück</b>	<b>184544</b>	<b>11,95</b>
mittel, Inhalt ca. 15 ml,		
<b>Packung 2 Stück</b>	<b>184545</b>	<b>10,95</b>
groß, Inhalt ca. 52 ml,		
<b>Packung 1 Stück</b>	<b>184546</b>	<b>9,35</b>



## ORBI-Pins

Pins für das bewährte Zeiser-System zur dimensionsgetreuen Modellherstellung

Material: Messing, Länge: 14,0 mm  
Kopflänge: 6,4 mm, ø 1,95 mm

**Packung 1.000 Stück**      **266828**    **34,95**



Modellherstellung

## Dowel-Pins

Dowel-Pins ohne und mit Steckstift, aus Messing. Die Stifte der Größe 2 passen auch für das Pindex-System.

### ohne Steckstift

**Packung 100 Stück, Größe: 1**  
Länge: 20 mm, ø 2,5 mm      **143189**    **4,45**

**Packung 100 Stück, Größe: 2**  
Länge: 22 mm, ø 3,2 mm      **143190**    **4,45**

**Packung 100 Stück, Größe: 3**  
Länge: 25 mm, ø 4,0 mm      **143191**    **5,20**



### mit Steckstift

**Packung 100 Stück, Größe: 1**  
Länge: 28,0 mm, ø 2,50 mm      **143192**    **6,55**

**Packung 100 Stück, Größe: 2**  
Länge: 28,0 mm, ø 3,25 mm      **143193**    **5,45**

**Packung 100 Stück, Größe: 3**  
Länge: 31,0 mm, ø 4,00 mm      **143194**    **8,60**




## Modellstifte, Bogenpin-Technik

Dowel-Pins mit feinem Steckstift, aus Messing. Für die Bogenpin-Technik.

- Poliert

**Packung 100 Stück**  
Größe 2, spitze Steckvorrichtung      **143290**    **13,85**



Labor

## Retentionsringe

Außengezahnte Metallringe. Zum Verankern der Gipspartien zwischen und neben den herausnehmbaren Stümpfen des Sägeschnittmodells.

- Vernickelt

**Packung 1.000 Stück**      **143197**    **11,45**



## Modellsägen

Stabile Modellsägen, mit Kunststoffummantelung, für Sägeblätter von 70 mm Länge. Abgewinkelt oder gerade.

- Handlich
- Robust

**Stück**

Form: abgewinkelt,  
Länge: 175 mm

**143200 9,45**

**Stück**

Form: gerade,  
Länge: 195 mm

**143199 8,95**



Labor



### Sägeblätter für Modellsägen

Packung 12 Stück		
Typ 179 (Gips), 0,12 x 3,0 x 70 mm	<b>143255</b>	<b>7,65</b>
Typ 174 (Gips), 0,12 x 5,0 x 70 mm	<b>143185</b>	<b>7,65</b>
Typ 175 (Gips), 0,25 x 5,0 x 70 mm	<b>143186</b>	<b>7,65</b>
Typ 172 (Kunststoff), 0,25 x 3,0 x 70 mm	<b>143184</b>	<b>7,65</b>





## Sekundonkleber

Cyanoacrylat-Kleber mittlerer Viskosität. Klebt nassen und trockenen Gips spaltfrei. Geeignet zur Reparatur von angebrochenen Zähnen, gebrochenen Gips- und Einbettmassenmodellen sowie für Metall, Glas und Keramik.

- Kühl lagern!
- Haut- und Augenkontakt vermeiden

<b>Flasche 10 ml</b>	<b>143309</b>	<b>3,25</b>
<b>ab 6 Flaschen je</b>		<b>2,95</b>
<b>Packung</b>		
5 x 2-g-Pipetten	<b>185947</b>	<b>10,45</b>

## Stumpflack

Präziser Stumpflack, kratzfest, schnelltrocknend, sehr abdampfesistent. Die farbigen Varianten sind auf allen gängigen Gipsen sehr gut erkennbar.

Der Verdüner dient zum Wiederherstellen der ursprünglichen Konsistenz. Nur tropfenweise zugeben. Der Hardener dient zur Härtung von Gipsstümpfen und Kanten sowie als Basisgrundierung für den Stumpflack zur Erhöhung der Haftung.

Labor

<b>Flasche 20 ml</b>		
blau, 10 µ	<b>150103</b>	<b>8,60</b>
rot, 8 µ	<b>150104</b>	<b>8,60</b>
silber, 13 µ	<b>150101</b>	<b>8,60</b>
transparent, 3–5 µ	<b>150102</b>	<b>8,60</b>
<b>Flasche 20 ml</b>		
Verdüner	<b>150100</b>	<b>7,85</b>
Hardener	<b>161969</b>	<b>10,25</b>

**Kratzfest,  
schnelltrocknend,  
abdampfresistent**



## Magnet-Split-System

Das System besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettöpfen aus verzinktem Metall und Haftscheiben mit zirkulär verlaufender Retentionsrinne. Passend für alle gängigen Split-Cast-Systeme.

### Packung 10 Stück

Rundmagnete $\varnothing$ 20 x 6 mm	<b>180456</b>	<b>4,45</b>
Magnettöpfe, außen $\varnothing$ 25 mm	<b>180464</b>	<b>6,75</b>
Haftscheiben $\varnothing$ 25 mm, gerändelt	<b>180526</b>	<b>5,45</b>

### Packung 100 Stück

Rundmagnete $\varnothing$ 20 x 6 mm	<b>147070</b>	<b>31,95</b>
Magnettöpfe, außen $\varnothing$ 25 mm	<b>147073</b>	<b>47,95</b>
Haftscheiben $\varnothing$ 25 mm, gerändelt	<b>147074</b>	<b>42,95</b>



## Sockelformer

Elastischer Sockelformer für die saubere und schnelle Modellherstellung. Der Sockelformer gewährleistet eine leichte Entformung der Modelle. Das Material ist robust und pflegeleicht.

### Stück

Form 1, klein: Innenmaß 75 x 56 x 14 mm	<b>100512</b>	<b>5,45</b>
Form 1, groß: Innenmaß 80 x 60 x 13 mm	<b>187588</b>	<b>5,45</b>



## Sockelformer Split-Cast

Elastischer Sockelformer für die saubere und schnelle Modellherstellung, speziell für die einfache Split-Cast-Technik. Aus elastischem Gummi, robust und pflegeleicht.

- Form 2, Oberkiefer: Innenmaß 85 x 63 x 18 mm
- Form 2, Unterkiefer: Innenmaß 85 x 63 x 17 mm

### Stück

Form 2: Oberkiefer	<b>105450</b>	<b>5,85</b>
Form 2: Unterkiefer	<b>187584</b>	<b>5,85</b>



## ORBIS Split-Cast Basisplatte

### Stück mit Gummiring

rot, 7 cm	<b>266821</b>	<b>16,15</b>
blau, 8 cm	<b>266822</b>	<b>16,15</b>
gelb, 9 cm	<b>266823</b>	<b>16,15</b>





## Dubliersilikon

Additionsvernetzendes, äußerst präzises Vinyl-Polysiloxan mit mittlerer Endhärte für Dublierungen aller Art. Ergibt stabile Dublierformen z. B. bei Geschiebe- und Fräsarbeiten. Mit ORBIS Dubliersilikon kann nahezu jedes Material dubliert werden (z. B. Gipsmodelle, Metalle).

- Standard: Anmischzeit 45 Sek., Verarbeitungszeit 6 Min., Entformbarkeit 25 Min.
- Speed: Anmischzeit 30 Sek., Verarbeitungszeit 2 Min., Entformbarkeit 10 Min.
- Hervorragende Detailwiedergabe
- Mischverhältnis 1 : 1
- Endhärte: 20 Shore

### Flaschen A + B

Standard Weiß/Grün, 2 x 1 kg	<b>181883</b>	<b>56,55</b>
Speed Weiß/Orange, 2 x 1 kg	<b>14745</b>	<b>57,55</b>

### Kanister A + B

Standard Weiß/Grün, 2 x 6 kg	<b>181894</b>	<b>299,95</b>
Speed Weiß/Orange, 2 x 6 kg	<b>14768</b>	<b>319,95</b>



## Dubliergel

Reversible Dubliermasse. Exakte Abformung bis in kleinste Details für anspruchsvolle Modellgussarbeiten. Ergibt eine reißfeste, hochelastische Dublierform, die auch bei Unterschnitten keine Probleme bereitet. Modell vor dem Dublieren 15–20 Min. in lauwarmes Wasser legen. Abbindezeit bei Raumtemperatur ca. 1 Std. Nicht für Gips geeignet.

- Verarbeitungstemperatur: 47–48 °C

### Eimer 6 kg

Farbe: transparent	<b>143011</b>	<b>70,95</b>
--------------------	---------------	--------------

## Dublierküvette

4-teilige Küvette aus robustem Kunststoff für die Silikon-dublierung. Durch die konische Passung vom Ersatzteil zur Außenmanschette ist die Höhe verstellbar und der Verbrauch von Silikon kann reduziert werden.

- Größe: (B x H x T) 8,8 x 7,3 x 40–48 cm
- Farbe: blau

Stück	<b>266834</b>	<b>28,95</b>
-------	---------------	--------------



## Wachsdraht

Geschmeidiger und spannungsfreier Wachsdraht

- Frei von unerwünschten Rückstellkräften
- Dimensionsstabil
- Verbrennt rückstandsfrei
- Farbe: grün – mittelhart
- Farbe: blau – hart

### Rolle grün, mittelhart, 250 g

ø 2,5 mm	<b>231000</b>	<b>11,55</b>
ø 3,0 mm	<b>231001</b>	<b>11,55</b>
ø 3,5 mm	<b>231002</b>	<b>11,55</b>
ø 4,0 mm	<b>231003</b>	<b>11,55</b>
ø 5,0 mm	<b>231004</b>	<b>11,55</b>



### Rolle blau, hart, 250 g

ø 2,5 mm	<b>231010</b>	<b>11,55</b>
ø 3,0 mm	<b>231011</b>	<b>11,55</b>
ø 3,5 mm	<b>231012</b>	<b>11,55</b>
ø 4,0 mm	<b>231013</b>	<b>11,55</b>
ø 5,0 mm	<b>231014</b>	<b>11,55</b>



Labor

## Wachsprofilstäbe

Mittelharter, gut verformbarer Wachsdraht. Für die Gestaltung von Randleisten oder individuellen Retentionen. Verbrennt rückstandsfrei.

- Spannungsfrei
- Dimensionsstabil
- Farbe: grün

### Packung

ø 0,6 mm, 12,5 g	<b>231100</b>	<b>9,85</b>
ø 0,8 mm, 25 g	<b>231101</b>	<b>9,85</b>
ø 1,0 mm, 35 g	<b>231102</b>	<b>9,85</b>
ø 1,2 mm, 35 g	<b>231103</b>	<b>9,85</b>



## Wachsretentionen

Kompakte Retentionen



- Sehr gute Haftung am Modell
- Leicht adaptierbar
- Dimensionsstabil
- Farbe: rot

### Packung 20 Tafeln

Retentionsgitter (Retentionsform eckig), 75 x 65 mm	<b>237363</b>	<b>16,15</b>
Rundlochgitter (Retentionsform rund), 71 x 70 mm	<b>231107</b>	<b>16,25</b>

### Packung 40 Stege

Lochretentionen, gerade	<b>231105</b>	<b>18,45</b>
-------------------------	---------------	--------------




## Wachsschablonen

Anatomisch vorgeformte Klammerprofile aus rückstandslos verbrennbarem Wachs

- Sehr druckfest
- Formstabil
- Gute Adaptierbarkeit
- Farbe: lindgrün

### Packung 10 Tafeln

MK (Molarenklammern)	<b>231108</b>	<b>13,60</b>
PK (Prämolarenklammern)	<b>231109</b>	<b>13,60</b>
RKG (Ringklammern, gerade)	<b>231110</b>	<b>13,60</b>



Labor

## Vorbereitungswachs

Haftet beim Dublieren sicher am Modell.

- Größe 75 x 150 mm
- Farbe: rot

### Packung 15 Platten

0,5 mm	<b>143136</b>	<b>11,35</b>
0,7 mm	<b>143137</b>	<b>11,35</b>



Lässt sich blasenfrei und formstabil adaptieren.





## Gusswachsplatten

Plattenwachs mit verschiedenen Oberflächen. Wählen Sie zwischen glatten und strukturierten Platten:

- Transparent
- Sehr gut zu adaptieren
- Sichere Haftung am Modell
- Farbe: grün

### Gusswachs glatt

- Formstabil
- Größe 80 x 175 mm

### Gusswachs strukturiert, grob geadert/genarbt

- Druckstabil, reißfest
- Größe 75 x 150 mm

#### Packung, glatte Oberfläche, 15 Platten

0,30 mm	<b>231060</b>	<b>9,65</b>
0,35 mm	<b>231061</b>	<b>9,65</b>
0,40 mm	<b>231062</b>	<b>9,65</b>
0,50 mm	<b>231063</b>	<b>9,65</b>
0,60 mm	<b>231064</b>	<b>9,65</b>

#### Packung, fein genarbte Oberfläche, 15 Platten

0,35 mm	<b>231050</b>	<b>10,95</b>
0,40 mm	<b>231051</b>	<b>10,95</b>
0,50 mm	<b>231052</b>	<b>10,95</b>
0,60 mm	<b>231053</b>	<b>10,95</b>

#### Packung, grob geaderte Oberfläche, 15 Platten

0,35 mm	<b>231055</b>	<b>10,95</b>
0,40 mm	<b>231056</b>	<b>10,95</b>
0,50 mm	<b>231057</b>	<b>10,95</b>
0,60 mm	<b>231058</b>	<b>10,95</b>

Labor

## Modellierwachs

Zähelastisches, nicht schmierendes Plattenwachs. Nach dem Erwärmen länger knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig. Verbrennt rückstandsfrei.

### Erstarrungstemperatur:

Sommerwachs: ca. 56 °C  
Standardwachs: ca. 55 °C  
Winterwachs: ca. 54 °C

- Farbe: rosa
- Größe: 83 x 186 mm

#### Packung 500 g, Stärke 1,25 mm

Standard	<b>143287</b>	<b>7,55</b>
Sommer	<b>185934</b>	<b>7,55</b>
Winter	<b>185933</b>	<b>7,55</b>

#### Packung 2.500 g, Stärke 1,25 mm

Standard	<b>141950</b>	<b>32,50</b>
Sommer	<b>185930</b>	<b>32,50</b>
Winter	<b>185929</b>	<b>32,50</b>

#### Packung 500 g, Stärke 1,50 mm

Standard	<b>143195</b>	<b>7,55</b>
Sommer	<b>185932</b>	<b>7,55</b>
Winter	<b>185931</b>	<b>7,55</b>

#### Packung 2.500 g, Stärke 1,50 mm

Standard	<b>141951</b>	<b>32,50</b>
Sommer	<b>185928</b>	<b>32,50</b>
Winter	<b>185927</b>	<b>32,50</b>





## Silikonspray

Universell einsetzbares Spray, gut geeignet zum Schmieren von Schlössern und Gelenken von Zahnzangen und Scheren vor der Sterilisation. Auch zur Pflege von Trimmern, Küvetten, Artikulatoren oder Vibratoren. Einfaches Einsprühen verhindert das Anhaften von Gipsen. Daher ist das Produkt im Labor auch als Trennmittel für die Kunststofftechnik anwendbar (Wachs gegen Gips, Wachs gegen Wachs, Wachs gegen Kunststoff, Wachs gegen Keramik).

- FCKW-frei

<b>Spraydose 400 ml</b>	<b>146289</b>	<b>7,95</b>
<b>ab 3 Dosen je</b>		<b>7,30</b>

Labor

## Wachspinsel

Zum Glätten von Wachsflächen

- Größe: 6

<b>Stück</b>	<b>146660</b>	<b>4,85</b>
--------------	---------------	-------------



## Ausblasdüsen

Ohne Schlauch, zum Trocknen und Ausblasen.

Außen:  $\varnothing$  8 mm  
Innen:  $\varnothing$  6 mm

### Stück

Typ F (Freuding) für Schlauch mit Überwurfmutter

**146096 39,25**

### Stück

Typ B (BEGO) für Schlauch mit Schelle

**70587 24,85**



## Elektrolyt

Zum elektrolytischen Glänzen von Chrom-Kobalt-Legierungen. Es verfügt über eine sehr gute Tiefenwirkung und kann in allen handelsüblichen Glanzgeräten (vorzugsweise Bewegungsbäder) angewendet werden.

<b>Flasche 1.000 ml</b>	<b>143013 14,95</b>
<b>Kanister 5 Liter</b>	<b>161968 57,75</b>

Labor

## Gussküvetten

Besonders langlebige Gussküvetten aus Edelstahl. Universell verwendbar für alle gängigen Guss-schleudern oder Vakuum-Druck-Gießgeräte (BEGO, Degussa, Reitel, etc.)

- Höhe: 55 mm
- Wandstärke: 1,5 cm

### Stück

Größe: 1 x, $\varnothing$ 30 mm, für 60 g Einbettmasse	<b>149729 4,95</b>
Größe: 3 x, $\varnothing$ 48 mm, für 180 g Einbettmasse	<b>149731 5,45</b>
Größe: 6 x, $\varnothing$ 65 mm, für 360 g Einbettmasse	<b>149733 7,25</b>
Größe: 9 x, $\varnothing$ 80 mm, für 540 g Einbettmasse	<b>149734 8,35</b>



## Gusstrichterformer für Gusschleudern

Robuste, elastische Gummiformen mit Metallboden. Für Vakuumeinbettung geeignet, großer Gusstrichter für Gusschleudern. **Für alle gängigen Gusschleudern (BEGO, Degussa, Reitel etc.) geeignet.**

Stück		
Größe: 1 x	<b>170697</b>	<b>5,45</b>
Größe: 3 x	<b>170698</b>	<b>5,75</b>
Größe: 6 x	<b>170699</b>	<b>6,95</b>
Größe: 9 x	<b>170700</b>	<b>7,55</b>
Größe: Universal, ohne Metallboden, für Degussa-Systeme	<b>170701</b>	<b>6,85</b>

## Gusstrichterformer für Vakuum-Druck-Gießgeräte

Robuste, elastische Gummiformen mit Metallboden. Für Vakuumeinbettung geeignet, reduzierter Gusstrichter für Vakuum-Druck-Gießgeräte. **Geeignet für Heraeus und Reitel Vakuum-Druck-Gießgeräte.**

Stück		
Größe: 1 x	<b>177548</b>	<b>5,45</b>
Größe: 3 x	<b>177545</b>	<b>5,75</b>
Größe: 6 x	<b>177546</b>	<b>6,95</b>
Größe: 9 x	<b>177547</b>	<b>7,55</b>



## Silikon-Gussmanschette

Für die ringlose Einbettung in der Kronen- und Brückentechnik mit freier Expansionssteuerung. Durch die konische Form lässt sich die Manschette leicht entfernen. Alle Gussmanschetten haben, inkl. Sockel, eine Höhe von 6,7 cm

### Stück mit Sockelplatte

Größe: 3 x: $\varnothing$ innen 5 cm, $\varnothing$ außen 6,5 cm	<b>266835</b>	<b>15,95</b>
Größe: 6 x: $\varnothing$ innen 6,8 cm, $\varnothing$ außen 8 cm	<b>266836</b>	<b>20,25</b>
Größe: 9 x: $\varnothing$ innen 8 cm, $\varnothing$ außen 9,5 cm	<b>266837</b>	<b>24,95</b>

## Muffelringeinlage

Extrem flexible, reißfeste Einlage für Muffelringe aus Metall. Hochtemperaturbeständig, mit hervorragender Wärme-Isolierung. Asbestfrei, aus Keramikfaser.

**Rolle**

Größe: 50 mm x 1 mm x 25 m      **143188**    **14,15**



## Muffelzange

Zum sicheren Greifen von heißen Gussmuffeln. Zuverlässiger Griff, unabhängig von der Muffelgröße.

- Aus rostfreiem Stahl

**Stück**

Länge 43 cm      **153230**    **20,75**



Labor



## Silikon- und Wachs-entspanner

Hochwirksames Netzmittel für die Gusstechnik. Es werden Wachsmodelle sowie auch Abdrücke aus Silikon und Polyether entspannt und dadurch ist eine gute Benetzung, vor allem zwischen Wachs und Einbettmassen, gewährleistet. Die Einbettmasse fließt leicht und genau adaptierend über das Wachsobjekt. Er ist schnelltrocknend und hinterlässt keinen unerwünschten Trenn- oder Schmierfilm. Zusätzlich wird eine störende Blasenbildung beim Einbetten verhindert. Das Netzmittel ist unschädlich und reagiert nicht mit Einbettmassen.

**Flasche 1.000 ml**      **145044**    **19,95**

**Applikationsflasche 100 ml (leer)**      **145045**    **4,40**





## Silikon-Knetmasse Technik

Kondensationsvernetzendes Silikon-Knetmaterial mit sehr hoher Endhärte. Detailgetreu mit hoher Dimensionsstabilität, klebfrei, einfach zu verarbeiten, hitzebeständig. Geeignet für Vorwälle, Schlüssel, Unterfütterungen, bei Reparaturen und skelettierten Arbeiten sowie Fixationen.

- Endhärte: Shore A85

<b>Dose 900 ml</b>		
Farbe: grün	<b>10496</b>	<b>17,75</b>
<b>Eimer 10 kg</b>		
Farbe: grün	<b>10497</b>	<b>73,95</b>
<b>Stück Dosierlöffel</b>	<b>158138</b>	<b>0,65</b>

## Orbi-Pastenhärter universal Technik

Für technische Silikon-Abformmassen

- Produkt ist nur für den technischen Einsatz vorgesehen!



<b>Tube 60 ml</b>	<b>245970</b>	<b>12,25</b>
-------------------	---------------	--------------

## PROTECT finish

PROTECT finish verleiht prothetischen Arbeiten und kieferorthopädischen Apparaten einen feinen Hochglanz. PROTECT finish maskiert den zunächst unangenehmen Geschmack einer neuen Prothese, regt den Speichelfluss des Patienten bei der Eingliederung an und sorgt so für gute Haftung und ein sofortiges angenehmes Tragegefühl. Mit PROTECT finish behandelte Arbeiten weisen an der Oberfläche einen geringeren Restmonomergehalt auf als unbehandelte Arbeiten, wodurch sich die mechanischen Eigenschaften des Werkstücks weiter verbessern.

- Geschmacksrichtung: Minze

<b>Spraydose 75 ml</b>	<b>19166</b>	<b>10,85</b>
------------------------	--------------	--------------



**PROTECT finish** wirkt zusätzlich bakterizid innerhalb 1 Min. (gem. EN 1040)



# Staubfrei arbeiten

... dank ORBIS-Absaugfilter

- Filtern selbst Kleinstpartikel aus der Luft
- Schützen vor den Auswirkungen von Feinstaub
- Passen in Absauganlagen von Dental Art, Freuding, KaVo, Zubler

Freuen Sie sich auf saubere Luft – ohne Kobalt, Nickel, Beryllium, Quarz, Gips, Gold, Kunststoff oder andere Feinstäube!



## ORBI PROtray LC

ORBI PROtray LC ist ein leicht zu modellierendes, lichthärtendes Löffelmaterial mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften. Das Material lässt sich in allen Lichtöfen (Halogen, UV) aushärten. Reduzierte Inhibitionsschicht, die sich mit einem alkoholbefeuchteten Tuch leicht abwischen lässt. Die Platten sind 2,3 mm stark. Die Löffelplatten sind geeignet für individuelle Abformlöffel für voll- und teilbezahnte Kiefer, Funktionslöffel für unbezahnte Kiefer, Kunststoffbasen für Zahnaufstellungen, Basen für Bisschablonen und Bissregistrare, Implantatabformungen.

### Packung 50 Stück

OK, blau	<b>35231</b>	<b>48,95</b>
OK, rosa	<b>35232</b>	<b>48,95</b>



## Küvette

Handliche, stabile 4-teilige Küvette aus Messing, Standardgröße. Außenseiten poliert, innen matt belassen. Leichte Gängigkeit.

- Größe innen 72 x 84 x 50 mm

<b>Stück</b>	<b>140754</b>	<b>65,95</b>
--------------	---------------	--------------



**Außen poliert,  
innen matt**

## Küvettenbügel Nirosta

Küvettenbügel Nirosta, komplett mit Haltebügel und Schraubenschlüssel für das Einspannen der Küvetten in eine Presse. Diese Bügelform garantiert während des ganzen Polymerisationsvorgangs einen konstanten Druck auf die Küvette. Mit dem praktischen Haltebügel kann nach der Polymerisation der Küvettenbügel gefahrlos aus dem kochenden Wasser genommen werden.

- Säulenabstand 107 mm


<b>Stück</b>		
für 1 Küvette	<b>148150</b>	<b>65,95</b>
für 1-2 Küvetten	<b>148151</b>	<b>69,95</b>
für 1-3 Küvetten	<b>148152</b>	<b>79,95</b>



## Unterfütterungsgerät 3S

Das Unterfütterungsgerät 3S ist ein einfaches, präzises Unterfütterungsgerät mit Schnellspannschrauben. Das Gerät ist aus nicht rostendem Metall, die Säulen sind aus Messing. Die Schnellspannschrauben ermöglichen ein gleichmäßiges Schließen des Gerätes. Bisserrhöhungen werden somit fast vollkommen ausgeschlossen.

<b>Stück</b> Abmessungen: $\varnothing$ 110 mm, Höhe 100 mm	<b>187208</b>	<b>52,95</b>
<b>Stück</b> Schnellspannschraube MS	<b>153623</b>	<b>5,65</b>



Labor

## Wabenbrenngutträger

Der Wabenbrenngutträger ist ein keramischer Brenngutträger zur optimalen Positionierung der Haltestifte.

- Hitzebeständig bis 1.400 °C

Neue Haltestifte können durch Oxidation Verfärbungen an der Keramik bewirken. Sie sollten daher bei 1–2 Bränden ohne Berührung mit dem Werkstück mitgebrannt werden.

### Set 102



75 x 75 mm, mit Brenngutträger,  
6 Haltestiften, 2 x Brenngutwatte

**187471 49,95**

### Packung 10 Stück

Brenngutträger-Haltestifte

**188097 35,45**



## Wabenbrenngutträger mit Keramikstiften, rund

Labor

Wabenbrenngutträger-Set inkl. 20 Keramikstiften. Der runde Wabenbrenngutträger hat einen Durchmesser von 8 cm. Für Zirkon geeignet.

### Set

2 Wabenbrenngutträger ø 8 cm  
und 20 Keramikstifte

**266829 27,25**

### Packung 10 Stück

Keramikstifte für  
Wabenbrenngutträger

**266830 16,75**

## Brenngutträgerpinzette

Brenngutträgerpinzette, Länge 30 cm, für sicheres Arbeiten.

- Angenehmes Arbeiten durch Pinzetenlänge
- Liegt gut in der Hand
- Für sicheres Tragen des Wabenträgers

### Stück

Länge: 30 cm

**266833 17,75**



Die Pinzetenlänge ermöglicht sicheres und angenehmes Arbeiten.

## Magnetbohrerständer

Standfester, drehbarer Magnetbohrerständer aus rostfreiem Material. Farbe: grau

- Höhe: 103 mm
- Magnetplatte:  $\varnothing$  115 mm

<b>Stück</b>	<b>149056</b>	<b>45,65</b>
--------------	---------------	--------------



## Magnetbohrerständer mit Topf

Standfester, drehbarer Magnetbohrerständer aus rostfreiem Material, Farbe: rot. Weitere 6 Töpfchen dienen der Aufnahme von nicht magnetischen Schleifkörpern.

- Höhe: 103 mm
- Magnetplatte:  $\varnothing$  115 mm

<b>Stück</b>	<b>149057</b>	<b>48,95</b>
--------------	---------------	--------------



## Diamantscheibe HT, flexibel

Doppelseitig diamantierte Hightech-Trennscheibe, zum feinen Separieren und Konturieren von harten Gipsen, Keramik, Verblendkunststoffen und Kunstharzen. Die Stanzungen der Scheibe erhöhen die Ausbringrate und versorgen sie mit kühlender Luft. Für schnelles und ruhiges Arbeiten, montiert und zentriert.

- Figur 355 –  $\varnothing$  22 mm
- Stärke 0,17 mm
- Empfohlene Drehzahl: 5.000–10.000 UpM

<b>Stück</b>	<b>187638</b>	<b>19,45</b>
--------------	---------------	--------------

## Diamantscheibe, flexibel

Doppelseitig diamantierte Trennscheibe, zum feinen Separieren und Konturieren von harten Gipsen, Keramik, Verblendkunststoffen und Kunstharzen. Montiert und zentriert.

- Figur 355
- Stärke 0,17 mm: Separieren, Konturieren
- Stärke 0,19 mm: Separieren, seitliches Beschleifen
- Empfohlene Drehzahl: 10.000–20.000 UpM

<b>Stück</b>		
Stärke 0,17 mm, $\varnothing$ 22 mm	<b>145667</b>	<b>12,55</b>
Stärke 0,19 mm, $\varnothing$ 19 mm	<b>145665</b>	<b>12,55</b>
Stärke 0,19 mm, $\varnothing$ 22 mm	<b>145666</b>	<b>12,55</b>

Labor



## ORBIS Trennscheiben

Die hochwertigen ORBIS Trennscheiben sind besonders bruchfest, aus reinem Siliciumcarbid gefertigt und hinterlassen daher keine dunklen Schleifspuren an Keramik.


- Hohe Standzeit

Packung 100 Stück, **für sehr feine Separierarbeiten**, Stärke 0,20 mm,  $\varnothing$  22 mm – max. 15.000 UpM **143198 40,75**

Packung 200 Stück, **zum Trennen von Gusskanälen an Modellguss- und NEM-Gerüsten**, Stärke 0,30 mm,  $\varnothing$  22 mm – max. 15.000 UpM **143288 42,95**

Packung 100 Stück, **für Chrom-Kobalt**, Stärke 0,60 mm,  $\varnothing$  25 mm – max. 15.000 UpM **143135 15,55**

Packung 25 Stück, **für Chrom-Kobalt- und NEM-Legierungen mit Glasfaserverstärkung. Sehr hohe Standzeit und sehr abrasiv**, Stärke 1,00 mm,  $\varnothing$  40 mm – max. 25.000 UpM **189367 39,95**



Labor

**Lange Lebensdauer – weniger Instrumentenwechsel**



## ORBIS Trennscheiben Fiber-Disk

ORBIS Trennscheiben Fiber-Disk haben eine Verstärkungseinlage aus Glasfaser und daher keine unangenehme Geruchsentwicklung beim Schleifen.

### Vorteile:

- Extreme Bruchfestigkeit
- Lange Lebensdauer bei einer besonders hohen Schnittleistung
- Weniger Instrumentenwechsel
- **Fiber-Disk  $\varnothing$  22 x 0,2 mm**: Trennen und Beschleifen aller Legierungen, insbesondere im Kronen- und Brückenbereich
- **Fiber-Disk  $\varnothing$  22 x 0,3 mm**: Trennen und Beschleifen aller Legierungen (auch für Titanlegierungen), insbesondere im Kronen- und Brückenbereich
- **Fiber-Disk  $\varnothing$  40 x 0,5 mm**: Trennen und Beschleifen aller Legierungen, insbesondere im Modellgussbereich

**Packung 25 Stück**  
Stärke 0,20 mm,  $\varnothing$  22 mm **266842 46,75**

**Packung 25 Stück**  
Stärke 0,30 mm,  $\varnothing$  22 mm **266843 46,75**

**Packung 25 Stück**  
Stärke 0,50 mm,  $\varnothing$  40 mm **266844 46,75**



## ORBIS Schleifkörper

ORBIS Schleifkörper sind keramische Spezialschleifkörper aus Siliciumcarbid und hochwertigem Edelkorund zur Bearbeitung von Chrom-Kobalt-Legierungen. Die gleichmäßige Körnung und 3 optimal eingestellte Bindungshärten sorgen für überragende Schleifergebnisse.

### Vorteile:

- Hochfester, rostfreier Schaft
- Perfekter Rundlauf

### rosa: Korn mittel, Bindung hart – Packung 100 Stück

Figur 731 **143107 66,95**

Figur 732 **143108 66,95**

Figur 733 **143110 66,95**

### braun: Korn mittel, Bindung mittel – Packung 100 Stück

Figur 731 **143093 66,95**

Figur 732 **143095 66,95**

Figur 733 **143096 66,95**

### hellbraun: Korn fein, Bindung weich – Packung 100 Stück

Figur 731 **143100 66,95**

Figur 732 **143101 66,95**

Figur 733 **143102 66,95**

## ORBIS Schleifpapiere

Verschleißfeste Schleifstreifen, wahlweise mit Papier oder sehr flexiblem Leinen als Trägermaterial. Die gleichmäßige Kornbeschichtung garantiert eine gute Anpassung an Rundungen und Konturen und damit eine gleichmäßige Schleif- und Polierleistung. Vollkunstharzbindemittel für hervorragende Kornhaftung.

- Schleifpapier: beige
- Schleifleinen: braun

### Korundpapier, Rolle 50 m, Breite 15 mm

Körnung 80 µ	<b>162286</b>	<b>12,45</b>
Körnung 100 µ	<b>79212</b>	<b>12,45</b>
Körnung 120 µ	<b>79213</b>	<b>12,45</b>
Körnung 150 µ	<b>79214</b>	<b>12,45</b>
Körnung 180 µ	<b>79215</b>	<b>12,45</b>
Körnung 220 µ	<b>79216</b>	<b>12,45</b>
Körnung 240 µ	<b>79217</b>	<b>12,45</b>
Körnung 400 µ	<b>162289</b>	<b>12,45</b>



Extrem hartes und scharfkantiges Korn



### Korundleinen, Rolle 50 m, Breite 15 mm

Körnung 80 µ	<b>162291</b>	<b>21,45</b>
Körnung 100 µ	<b>79225</b>	<b>21,45</b>
Körnung 120 µ	<b>79226</b>	<b>21,45</b>
Körnung 150 µ	<b>79227</b>	<b>21,45</b>
Körnung 180 µ	<b>79228</b>	<b>21,45</b>
Körnung 220 µ	<b>79229</b>	<b>21,45</b>
Körnung 240 µ	<b>79230</b>	<b>21,45</b>

Labor

## Gummipolierer

Unmontierte Gummipolierer für alle Polierarbeiten bis hin zum Hochglanz. Geringe Wärmeentwicklung dank feinsten Polierkörper aus Siliciumcarbid und elastischer Bindung in hochwertiger Hartgummi-Masse. Optimale Drehzahl, je nach Durchmesser: zwischen 6.000 und 12.000 UpM.

**Größe:** Rad ø 22,2 mm, Linse ø 22,2 mm, Walze ø 6,3 mm, Länge 24 mm

### Packung 100 Stück, schwarz

Rad	<b>143020</b>	<b>27,95</b>
Walze	<b>143273</b>	<b>27,95</b>
Linse	<b>143017</b>	<b>33,55</b>

### Packung 100 Stück, grün

Rad	<b>143019</b>	<b>27,95</b>
Walze	<b>143022</b>	<b>27,95</b>
Linse	<b>143016</b>	<b>33,55</b>

### Packung 100 Stück, blau

Rad	<b>143018</b>	<b>27,95</b>
Walze	<b>143021</b>	<b>27,95</b>
Linse	<b>143015</b>	<b>33,55</b>

- **Schwarz:** Hart, zum Finieren und Polieren von Chrom-Kobalt-Legierungen
- **Grün:** Standard, zum Entfernen von Riefen und zum Polieren von Chrom-Kobalt-Legierungen
- **Blau:** Zur Hochglanzpolitur von unedlen und halbedlen Metallen sowie Chrom-Kobalt-Legierungen



## Mandrells

Instrumententräger mit sicherem Halt und sehr gutem Rundlauf. Für alle unmontierten Instrumente, wie Gummipolierer, Filzkegel. Auch mit verstärktem Schaft verfügbar – dann auch für Polier-, Schleif- oder Trennscheiben, Kreissägen, Steine oder Bürsten geeignet. Die Streifenträger nehmen alle Schleifpapiere in Streifenzuschnitt auf.

- Schaft- $\varnothing$  2,35 mm
- Mit gutem Rundlauf

### Packung 10 Stück

HD 301 A, Form: konisch, vernickelt	<b>185268</b>	<b>5,85</b>
HD 310 M, Form: zylindrisch, vernickelt	<b>146436</b>	<b>7,15</b>
HD 303/045 RS, mit Fixierschraube	<b>143196</b>	<b>9,45</b>
HD 304/02 RS, verstärkter Schaft, mit Fixierschraube	<b>143539</b>	<b>9,45</b>
HD 308 konisch, für Schleifmittel-Streifen, vernickelt	<b>143521</b>	<b>10,45</b>
HD 308 C, zylindrisch, für Schleifmittel-Streifen, Chrom	<b>185269</b>	<b>4,65</b>

## ORBIpol tec

Dreistufiges Poliersystem für prothetische und kieferorthopädische Werkstoffe. Mit dem grünen ORBIpol tec-K Instrument wird ein schneller Materialabtrag erzielt. Kratzer verschwinden, die Oberflächen werden geglättet. Das graue ORBIpol tec-F Instrument erlaubt eine feinere Glättung der Oberflächen bis hin zu einem leichten Glanz. Mit dem gelben ORBIpol tec-K Instrument entsteht eine Hochglanzpolitur. Der Einsatz einer Polierpaste ist dazu nicht erforderlich.

- Empfohlene Drehzahlen:  
für tec-K (grün) und tec-F (grau): 10–5.000 UpM  
für tec-P (gelb): 5–7.000 UpM
- Montiert für Handstück

### Packung 6 Stück

K-Torpedo, grün	<b>34369</b>	<b>15,65</b>
F-Torpedo, grau	<b>34370</b>	<b>15,65</b>
P-Torpedo, gelb	<b>34371</b>	<b>15,65</b>



Labor

## ORBIS Polierbürsten, schmal, Metallkern

Schmale Polierbürsten mit Metallkern, spitze Kontur. Geeignet zur Vor- und Nachpolitur von Kunststoffen. Die schmalen, 1-reihigen Bürsten sind besonders geeignet für schlecht zugängliche Interdentalräume in der Kunststofftechnik.

- Metallkern und -zentrum: Drehzahl 6.000–10.000 UpM
- Metallkern und Kunststoffzentrum: Drehzahl 1.500–5.000 UpM

### Stück mit Metallkern und -zentrum

Borsten schwarz, hart, 1-reihig, spitz – ø 23/49 mm **143292 1,65**

### Stück mit Metallkern und Kunststoffzentrum

Borsten schwarz, hart, 1-reihig, spitz – ø 23/49 mm **143291 2,05**

### Stück mit Metallkern und Kunststoffzentrum

Ziegenhaar, weich, 1-reihig, spitz – ø 23/49 mm **147439 2,05**



## ORBIS Polierbürsten, Kunststoffkern

Schmale und mittelbreite Polierbürsten, spitze Kontur. Mit schwarzen Chunking-Borsten. Geeignet zur Vor- und Nachpolitur von Kunststoffen. Die schmale, 1-reihige Bürste ist besonders geeignet für schlecht zugängliche Interdentalräume in der Kunststofftechnik.

- 1-reihig: Drehzahl 1.500–5.000 UpM
- Mehrreihig: Drehzahl 6.000–10.000 UpM

**Stück mit Kunststoffkern**  
1-reihig, spitz – ø 26/44 mm, rot **24228 1,35**

**Stück mit Kunststoffkern**  
2-reihig, spitz – ø 55 mm, gelb **143296 1,45**

**Stück mit Kunststoffkern**  
3-reihig, spitz – ø 55 mm, gelb **143293 1,75**



Labor

## ORBIS Polierbürsten, Holzkern

Polierbürsten, 4-reihig, breite oder spitze Kontur. Mit weichen, schwarzen Standardborsten. Geeignet zur Vor- und Nachpolitur von Metallen und Kunststoffen. Mit Holzkern.

- Drehzahl 1.500–5.000 UpM

**Stück mit Holzkern**  
4-reihig, breit – ø 40/80 mm **143285 3,10**

**Stück mit Holzkern**  
4-reihig, spitz – ø 40/80 mm **145468 3,10**





## ORBIS Radbürsten, unmontiert

Miniatur-Radbürsten, unmontiert für Handstück-Mandrell. Zum feinen Ausarbeiten und Polieren von zahntechnischen Werkstücken.

### Kunststoffborsten, Packung 12 Stück

hart, schwarz – ø 17 mm	<b>145005</b>	<b>9,95</b>
hart, schwarz – ø 19 mm	<b>145006</b>	<b>9,95</b>
hart, schwarz – ø 21 mm	<b>145007</b>	<b>9,95</b>

### Ziegenhaarborsten, Packung 12 Stück

weich, weiß – ø 17 mm	<b>145008</b>	<b>10,45</b>
weich, weiß – ø 19 mm	<b>145009</b>	<b>10,45</b>
weich, weiß – ø 21 mm	<b>145010</b>	<b>10,45</b>



## ORBIS Radbürsten, montiert

Universell einsetzbare Bürsten für die Hochglanzpolitur von Metall, Edelmetall, Composite und Keramik. Empfehlenswert für gezielte Polier- und allgemeine Reinigungsarbeiten an zahntechnischen Arbeiten (Kunststoffe, Composite, Metalle und Keramiken).

- Montiert für Handstück

### Packung 25 Stück

Typ 9 soft, ø 15 mm	<b>128727</b>	<b>23,45</b>
Typ 11 standard, ø 18 mm	<b>128728</b>	<b>23,45</b>
Typ 11 soft, ø 18 mm	<b>128724</b>	<b>23,45</b>
Typ 12 soft, ø 20 mm	<b>128725</b>	<b>23,45</b>

## ORBIS Pinselbürsten

Miniatur-Pinselbürsten, montiert für Handstück. Zum feinen Ausarbeiten und Polieren von zahntechnischen Werkstücken.

<b>Packung 12 Stück</b> Ziegenhaarborsten, weich, weiß	<b>185272</b>	<b>9,95</b>
<b>Packung 12 Stück</b> Kunststoffborsten, hart, schwarz	<b>185273</b>	<b>9,95</b>

## ORBIS Silberdraht- bürsten

Universell einsetzbare Bürsten für die Reinigung und Politur hochempfindlicher Metalloberflächen. Hinterlässt keine Spuren auf kupferhaltigen Legierungen.

- Draht-ø nur 0,08 mm

<b>Packung 12 Stück</b> Rad, montiert, ø 19 mm	<b>146175</b>	<b>26,35</b>
<b>Packung 12 Stück</b> Pinsel, montiert	<b>146568</b>	<b>25,75</b>



## Diamantpolierpaste

Wasserlösliches Diamantpoliermittel mit hochwertigen Naturdiamanten. Die gleichmäßige Korngröße von nur 2  $\mu$  ermöglicht die Hochglanzpolitur von Keramik, Edelmetallen und NEM-Aufbrennlegierungen. Spar-same Anwendung aus der Dosierspritze.

### Hinweis:

Die Diamantpolierpaste ist nicht zum intraoralen Gebrauch bestimmt!

**Spritze 5 g** **185271** **21,95**



## Occlublast

Perlstrahlmittel aus reinem Natronglas, bleifrei. Ideal zum Glätten oder Glänzen von EM- und NEM-Legierungen, ohne Materialabtrag!

- 50  $\mu$ : entfernt auch Zahnstein und Gipsreste
- 125  $\mu$ : entfernt auch Einbettmassen und Stumpfmaterial bei metallfreien Keramikkrone

### Körnung 50 $\mu$ m

Kanister 5 kg	<b>265359</b>	<b>16,75</b>
Eimer 25 kg	<b>143525</b>	<b>67,75</b>

### Körnung 125 $\mu$ m

Kanister 5 kg	<b>265358</b>	<b>16,75</b>
Eimer 25 kg	<b>143527</b>	<b>67,75</b>

Labor

## Strahlkorund

Nichtmetallisches, hochwertiges synthetisches Feinstrahlmittel aus reinem Aluminiumoxid. Frei von Quarz und anderen Schadstoffen.

- 50  $\mu$ : entfernt Einbettmassen, Oxide und Schmutz von Edelmetallgerüsten und Keramik
- 110  $\mu$ –150  $\mu$ : ideal zur Bearbeitung von Gold, halbedlen Legierungen und NEM-Legierungen
- 210  $\mu$ –250  $\mu$ : zur Bearbeitung von Chrom-Kobalt-Legierungen

### Körnung 50 $\mu$ m

Kanister 5 kg	<b>265355</b>	<b>21,95</b>
Karton 25 kg	<b>148020</b>	<b>89,95</b>

### Körnung 110–150 $\mu$ m

Kanister 5 kg	<b>265354</b>	<b>21,95</b>
Karton 25 kg	<b>148021</b>	<b>89,95</b>

### Körnung 210 $\mu$ –250 $\mu$ m

Kanister 5 kg	<b>265356</b>	<b>21,95</b>
Karton 25 kg	<b>148022</b>	<b>89,95</b>



## Wachsmesser nach Antkoviak

Wachsmesser, einendig.  
Mit Griff aus Kunststoff und  
**auswechselbarer Klinge.**

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b> , Länge: 115 mm, RS	<b>143230</b>	<b>5,15</b>
<b>Stück</b> , Ersatzklinge mit Gewinde	<b>141414</b>	<b>3,75</b>



Aus  
rostfreiem  
Stahl!

## Wachsmesser nach Ermert

Wachsmesser, doppelendig. Mit Griff aus Kunststoff und **festen Klängen.** Gute Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten. Erlaubt präzises Modellieren, Schneiden, Schaben und Ausformen.

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b> , Länge: 130 mm	<b>143231</b>	<b>6,55</b>
------------------------------	---------------	-------------



Aus  
rostfreiem  
Stahl!

## Wachsmesser nach Fahnenstock (Kunststoff)

Wachsmesser, doppelendig. Mit Kunststoffgriff und **festen Klängen.**

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b> , Länge: 130 mm	<b>143242</b>	<b>4,10</b>
<b>Stück</b> , Länge: 170 mm	<b>143241</b>	<b>4,40</b>



Aus  
rostfreiem  
Stahl!

## Wachsmesser nach Fahnenstock (Holz)

Wachsmesser, doppelendig. Mit Holzgriff und **festen Klängen.**

- Aus rostfreiem Stahl

<b>Stück</b> , Länge: 130 mm	<b>266831</b>	<b>4,45</b>
<b>Stück</b> , Länge: 170 mm	<b>266832</b>	<b>4,65</b>



## Modellierbesteck

Für die Grundausstattung: Halteklemme gerade und gebogen, Iwanson Tasterzirkel, Folienschere gerade, Klemmpinzette gebogen, Lötpinzette gebogen, Wachsmesser groß, Wachsmesser klein, Modellierinstrument Le Cron groß, Modellierinstrument Zahle klein


<b>Etui</b> mit 10 Instrumenten	<b>142151</b>	<b>73,45</b>
---------------------------------	---------------	--------------



## Modellierinstrumente Thomas

Modellierinstrument für die Aufwachstechnik

<b>Satz mit je 1 Modellierinstrument Nr. 1–5</b>	<b>143234</b>	<b>27,65</b>
<b>Stück, Nr. 1</b>	<b>143235</b>	<b>5,75</b>
<b>Stück, Nr. 2</b>	<b>143236</b>	<b>5,75</b>
<b>Stück, Nr. 3</b>	<b>143237</b>	<b>5,75</b>
<b>Stück, Nr. 4</b>	<b>143238</b>	<b>5,75</b>
<b>Stück, Nr. 5</b>	<b>143239</b>	<b>5,75</b>



## Modellierinstrumente Thomas Color

Modellierinstrumente für die Aufwachstechnik

<b>Satz mit je 1 Modellierinstrument Nr. 1–5</b>	<b>148526</b>	<b>61,45</b>
<b>Stück, Nr. 1 – gelb</b>	<b>148527</b>	<b>13,85</b>
<b>Stück, Nr. 2 – grün</b>	<b>148528</b>	<b>13,85</b>
<b>Stück, Nr. 3 – blau</b>	<b>148529</b>	<b>13,85</b>
<b>Stück, Nr. 4 – rot</b>	<b>148530</b>	<b>13,85</b>
<b>Stück, Nr. 5 – silber</b>	<b>148531</b>	<b>13,85</b>



## Modellierinstrument

Hochwertiges Modellierinstrument für die Zahntechnik

<b>Stück</b>		
Zahle, Form A, Länge: 125 mm	<b>143240</b>	<b>5,75</b>
<b>Stück</b>		
Zahle, Form B, Länge: 125 mm	<b>174534</b>	<b>5,75</b>
<b>Stück</b>		
Le Cron, Länge: 160 mm	<b>143232</b>	<b>5,75</b>



## Modellierinstrumente Keramik

Hochwertige ORBIS Modellierinstrumente für die Keramikverblendtechnik

<b>Stück</b>		
Riffelinstrument, Länge: 160 mm	<b>149752</b>	<b>7,95</b>
<b>Stück</b>		
Gravierinstrument, Länge: 150 mm	<b>149756</b>	<b>7,95</b>
<b>Stück</b>		
Dünnes Messer, Länge: 135 mm	<b>149797</b>	<b>9,15</b>



## Kondensierspatel

Modellierinstrument für die Verblendtechnik. Mit flexiblem Spatel auf der einen Seite und mittelhartem Kunststoffkopf auf der anderen Seite. Gut geeignet zur klopfenden und vibrierenden Verdichtung.

<b>Stück, Länge: 155 mm</b>	<b>149799</b>	<b>11,35</b>
-----------------------------	---------------	--------------



Labor

## Big Brush

Beste Rotmarder-Kolinsky-Qualität. Durch die Metallkugel im Griff erfolgt eine Formgebung der Pinselspitze, jedes Mal wenn der Pinsel angeschlagen wird

**Stück** **146661** **38,65**



## Kombipinsel

Doppelseitiger Pinsel, auf der einen Seite weiches Feinhaar (Größe 14), auf der anderen Seite stärkeres Kunsthaar (Größe 16)

**Stück** **189649** **13,45**



## Pinselset

Zum Auftragen von Kunststoffverblendmassen. Pinselspitzen aus Kunsthaar

**Packung:** 1 Griff, 3 Ansätze **143300** **9,45**

**Packung:** 6 Stück Ersatzpinsel **143301** **9,75**



Labor

## Keramikpinsel, synthetisch

Kolinsky-Imitation mit synthetischer Haarmischung, besonders für Keramikarbeiten geeignet

- Handgemacht
- Nahtlose Silberzwinge
- LED-UV-Direktdruck

### Stück

Größe 2/0	<b>266726</b>	<b>2,05</b>
Größe 0	<b>266727</b>	<b>2,15</b>
Größe 1	<b>266728</b>	<b>2,25</b>
Größe 2	<b>266729</b>	<b>2,35</b>
Größe 3	<b>266730</b>	<b>2,65</b>
Größe 4	<b>266731</b>	<b>3,05</b>
Größe 5	<b>266732</b>	<b>3,25</b>
Größe 6	<b>266733</b>	<b>3,75</b>
Größe 7	<b>266735</b>	<b>4,05</b>
Größe 8	<b>266734</b>	<b>4,45</b>
Größe 10	<b>266736</b>	<b>5,75</b>





## Rotmarderpinsel

Kolinsky-Qualität mit federharten Haaren, besonders für Keramikarbeiten geeignet

- Handgemacht

Stück		
Größe 00	<b>146124</b>	<b>2,15</b>
Größe 0	<b>146125</b>	<b>2,25</b>
Größe 1	<b>146126</b>	<b>2,65</b>
Größe 2	<b>146127</b>	<b>2,95</b>
Größe 3	<b>146128</b>	<b>3,45</b>
Größe 4	<b>146129</b>	<b>3,75</b>
Größe 5	<b>146130</b>	<b>4,85</b>
Größe 6	<b>146131</b>	<b>6,05</b>
Größe 7	<b>146132</b>	<b>7,75</b>
Größe 8	<b>146133</b>	<b>10,65</b>
Größe 10	<b>146135</b>	<b>14,85</b>

## Dial Caliper N

Analoger Schnelltaster mit auswechselbaren Messspitzen für Metall und Wachs

- Messbereich 0–10 mm
- Skalierung 0,1 mm

<b>Stück</b>	<b>194951</b>	<b>79,75</b>
Ersatzspitzen, Set	<b>251652</b>	<b>21,65</b>



## Tasterzirkel nach Iwanson


Einfaches Wandstärken-Messgerät aus rostfreiem Edelstahl, beidseitig ablesbar. Messspitzen für Metall.

- Messbereich 0–10 mm
- Skalierung 0,1 mm

<b>Stück</b>	<b>143250</b>	<b>16,45</b>
--------------	---------------	--------------



Labor



## Zangen für die Zahntechnik

Langlebige Technikzangen. Hochwertige Verarbeitung, korrosionsbeständig. Sehr leichtgängig, liefern genaue Biegeresultate. Dank glatter Oberfläche leicht zu reinigen.

- Aus rostfreiem Stahl

**Stück**  
Klammernbiegezange nach Aderer klein, Länge: 120 mm, Drahtstärke max.  $\varnothing$  0,7 mm **143251 23,45**

**Stück**  
Klammernbiegezange nach Aderer mittel, Länge: 130 mm, Drahtstärke max.  $\varnothing$  0,9 mm **143252 23,45**

**Stück**  
Flachspitzzange, spitz, glatt, Länge: 135 mm **143517 23,45**

**Stück**  
Flachspitzzange spitz, gerieft, Länge: 135 mm **143518 23,45**

**Stück**  
Kramponzange, Länge: 155 mm **143515 34,65**

Labor



## Gippschneidezange

Robuste Ausführung

- Rostfrei

**Stück**  
Länge: 20 cm **145399 29,95**



## ORBI-Steel Teleskopkronenzange

Premiuminstrumente für den täglichen Gebrauch.

- Hochwertiger, elektrolierter, medizinischer Edelstahl
- Diamantierte Spitzen
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

**Stück**  
Mini, Länge: 125 mm **258237 93,95**

**Stück**  
Normal, Länge: 150 mm **258238 99,25**



## Teleskopkronenzange

Stabile Ausführung, gute Haftkraft der Innenteleskope durch diamantbeschichtete Brachen

- Rostfrei

**Stück**  
Mini, Länge: 120 mm **146866 71,45**



**Stück**  
Normal, Länge: 150 mm **143253 74,45**

## Halteklemme nach Mosquito

Zum Halten von Gerüsten in der Keramik.

- Rostfrei

<b>Stück</b> gerade, Länge: 130 mm	<b>143249</b>	<b>9,25</b>
<b>Stück</b> gebogen, Länge: 130 mm	<b>143562</b>	<b>9,25</b>



## Keramogrip

Kronen und Brücken können sicher gefasst werden. Die elliptisch geformten Diamantspitzen sind auswechselbar.

- Rostfrei

<b>Stück</b> Länge: 150 mm	<b>146742</b>	<b>31,95</b>
-------------------------------	---------------	--------------

Labor

## Lötpinzette

Mit Holzgriff, gebogen

- Rostfrei

<b>Stück</b> Länge: 165 mm	<b>143248</b>	<b>5,95</b>
-------------------------------	---------------	-------------



## Kronenscheren

Stabile Kronenscheren. Spitz-spitze, kräftige Schneiden.

- Rostfrei
- Einseitig gezahnt

<b>Stück</b> gebogen, Länge: 115 mm	<b>143246</b>	<b>6,55</b>
<b>Stück</b> gerade, Länge: 115 mm	<b>143247</b>	<b>6,55</b>

## Druckverschlussbeutel

Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel zum Versand von Modellen und Abformungen zwischen Praxis und Labor

- Mit separater Einstecktasche für Auftragszettel und andere Dokumente
- Aus recycelbarem Polyethylen
- Abmessung 180 x 250 mm, 50 µm

### Packung 100 Stück

Druckverschlussbeutel

**258443 10,95**



Labor

## ORBIS Filter

ORBIS Ersatzfilter für Absauganlagen folgender Hersteller:

- Dental Art
- Freuding
- KaVo
- Zubler





für FL/ASP, Beutel 1 Stück **247559** **17,95**

---

für Zubler, Beutel 3 Stück **247560** **28,95**

---

für TA 035, Beutel 3 Stück **247556** **32,95**

---

für 0.658.2350, Beutel 2 Stück **247549** **38,75**

---

für 0.658.2160, Beutel 5 Stück **247540** **45,95**

---

für MA 635, Beutel 1 Stück **247557** **29,95**

---

für F4 530, Beutel 1 Stück **248400** **29,75**

---

für MA 528, fein, Karton 1 Stück **247558** **61,95**

---

für 0.658.9802, Karton 1 Stück **247552** **89,95**

---

für 0.657.1142, Beutel 1 Stück **247535** **163,95**

Labor

# Infotabelle Gipse

Physikalische Daten und Anwendungsgebiete

Physikalische Daten	Occlu Artikulationsgips	Occlubaster	Occlumedanit	Orbi-Medanit S	Occluroc	Occlu-Superstone	Occludur	Occlu Sockelgips	ORBI-Scan Stone	Occlustone Premium
Gipstyp (N=Natur / S=Synthetischer)	S 2	N 2	N 3	S 3	N 3	S 4	S 4	S 4	N 4	N 4
Gips-Wasser-Verhältnis	30 ml: 100 g	50 ml: 100 g	30 ml: 100 g	30 ml: 100 g	27 ml: 100 g	23 ml: 100 g	20 ml: 100 g	25 ml: 100 g	20 ml: 100 g	20 ml: 100 g
Verarbeitungszeit/Min.	2	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	3-4	4-5	6-7
Abbindezeit/Min.	ca. 4	10-14	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	6-8	9-11	12-14
Druckfestigkeit nach 1 h	20 MPa	12 MPa	24 MPa	23 MPa	40 MPa	45 MPa	60 MPa	40 MPa	60 MPa	60 MPa
Druckfestigkeit, trocken	30 MPa	17 MPa	50 MPa	60 MPa	70 MPa	75 MPa	85 MPa	65 MPa	90 MPa	90 MPa
Abbindeexpansion in % nach 2 h	0,04	0,18	0,14	0,14	0,14	0,10	0,10	0,06	0,06	0,09
Farbe	superweiß	naturweiß	weiß, gelb, blau	superweiß, gelb, blau	blau	superweiß	gelbbraun	weiß	elfenbein	goldbraun

Labor

Anwendungsgebiete	Occlu Artikulationsgips	Occlubaster	Occlumedanit	Orbi-Medanit S	Occluroc	Occlu-Superstone	Occludur	Occlu Sockelgips	ORBI-Scan Stone	Occlustone Premium
Stumpf- bzw. Meistermodelle in der EM-/NEM-/VKM-Technik										
Einzelstümpfe, Zahnkränze und Kontrollmodelle										
Sockel für Meistermodelle bei Verwendung von Pin-Systemen und Dowel-Pins										
Frässockel, Vorwälle, Bissregistrierungen und Übertragungssockel										
Ausgießen von Hydrocolloidabdrücken										
Gegenbiss- und Arbeitsmodelle, Kunststofftechnik/KFO										
Fixieren von Situationsmodellen und Einokkludierung in der KFO-Technik										
Kunststoffprothetik: Bruchreparaturen, Unterfütterungen und Erweiterungen										
Situationsmodelle										
Artikulation										
scanfähig										





Unsere ORBIS-Vertriebspartner und weitere  
Infos zu unseren Vertriebspartnern finden Sie hier:  
**[www.orbis-dental.de/partner](http://www.orbis-dental.de/partner)**

2021-884-10566\_Stand: 05.03.2021



**ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH**  
Schuckertstraße 21 • D-48153 Münster  
Tel.: 0251/3226-786 • [www.orbis-dental.de](http://www.orbis-dental.de)  
E-Mail: [info@orbis-dental.de](mailto:info@orbis-dental.de)