

LABOR 2021



www.plandent.at

Plandent

Für Sie da!



Ihre Plandent Technik-Hotline

0800 / 070550

So erreichen Sie uns:

Graz

Hauptstraße 131, 8141 Premstätten

Telefon: +43 (0)316 / 225883

Fax: +43 (0)316 / 225884-15

E-Mail: team.graz@plandent.at

Wals

Pannzaunweg 1b, 5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 / 857700

Fax: +43 (0) 662 / 857700-4

E-Mail: team.salzburg@plandent.at

Wien

Scheringgasse 2, 1140 Wien

Telefon: +43 (0) 1 / 6620272

Fax: +43 (0) 1 / 6620272-20

E-Mail: team.wien@plandent.at

Bestell-Hotline: 0800 / 808032, Bestellfax: 0800 / 808036, Technik-Hotline: 0800 / 070550

www.plandent.at

Es gelten unsere allgemeinen Liefer-, Montage- und Zahlungsbedingungen.
Alle Informationen zu unsern AGB's und der DSGVO finden Sie unter: www.plandent.at

Damit Sie sich bei Ihrer Bestellung gut orientieren können, werden Sie von folgenden Symbolen durch den Katalog begleitet.



Topqualität zum günstigen Preis.



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind ein besonderer Tipp unserer Spezialisten.



Neuaufnahmen im Katalog.



Produktbezogene Anmerkungen.



Arzneimittel

A

3D Drucker	493-496
Aaba Universal-Vorpolierer	312
Abdampfer	459-460
Abdampfschale	460
Abdruckgipse	7, 12
Abfallbeutel ORBIS	396
Abformdesinfektion	352, 368
Abformhilfsmittel	15, 395, 400
Abformlöffelreinigungsmittel	466
Abformmaterialien	141
Absauganlagen-Zubehör	428
Absaugtechnik	423-432
Absaugung AM / AG Mobil	424
Absaugung D-LE 255	426
Absaugung D-LE 255 SB	426
Absaugung D-LE 255 SD	426
Absaugung D-LE 255 SDB	427
Absaugung Z1-AT	424
Abstrahlen	441-445
Accu-Trac	28
Adapta Tiefziehsystem	49
Aderer-Zangen	344-345
Adhäsive	149-151
Adiva IA-CEM Ultra opaque	224, 262
Adorbond	90
Aislar	107
Alabastergipse	5, 11-12
Alginatentferner	361, 367, 371
Algisept-Spray D 10	352
Alkohol-Löt-Lampe	98
Alloy Primer	150
Alphasil PERFECT TEC	114
Angußfähige Wurzelkanal-Stifte	99
Anmischbecher	395, 413
Anmischplatten	261
Anti-fog Schutzbrillen	389
Antischnarchgerät	56
Applikationshilfen	336, 373, 375
Applikationspinsel, Einweg	336
AQUA Drucktopf 7 Liter	470
Aqualizer	57
Aquarius Handtuchspender	382
Arbeits/Transportschalen	392-394
Arbeitshandschuhe	396-398
Arbeitsplatzabsaugung	424-426
Arbeitsplatzaufgabe	396
Arbeitsplatzbeleuchtung	500-502
Arbeitsplatzleuchten	499
Arbeitsschalen	392-393

Arcus Evo Gesichtsbogen	32
Arti-Fol 12µ, metallic	34
Arti-Fol 8µ	33, 34
Artikulation – Occlusion	33-37
Artikulationsgips natur	7
Artikulationsgipse	5
Artikulationspinzette ORBIS	33
Artikulationsseide 80µ	34
Artikulatoren	30- 31
Artiplus Seitenzahn	402
Arti-Spot Frühkontakt-Indikator	34
Arti-Spray Occlusionsspray	34
Asiga Max 3D-Drucker	496
Asiga Max Trays	217
A-Silikone	62, 114-115, 141, 195, 203-204
Ästhetik Wachs	67
Atomic Montageplatten	30
Ätzmittel	262
Aufbewahrungsbboxen	392-394
Aufschraubflansch für RMD Leuchten	502
Augenschutz	389-391
Ausarbeitungssset Quick 3	57
Ausbettmeißel Power pillo	419
Ausblasdüsen ORBIS	100
Ausblocken	29
Ausblockwachs	29
Ausbrennstifte	99
Ausbrühgerät D-AB 240	473
Ausbrühgeräte	473-474
Auto spin Pinbohrgerät	420
Axiopin	22

B

Bandschleifer D-BS 320	416
Basic eco	442
Basic Feinstrahlgeräte	442-443
Basisplatten	130-131
Becherspender ORBIS	400
Befestigungscomposites	224, 262
BegoSol Anmischliquid	80
BegoSol HE Anmischliquid	80
BegoSol K Anmischliquid	80
BegoStone plus	7
Beleuchtung	500
Beleuchtung / Mikroskopie	499-504
BellaStar	81

Bellatherm	86
Bellavest	80-81
Bellavest DR	81
Biegezangen	344-345
Big Brush	337
Big Brush ORBIS	336
Bims-Sep	322
Bimssteinpulver	323
Biodent K+B Plus	134
Biodent K+B Plus Flüssigkeiten / Zubehör	134
Biolon	49
Bioplast	50
Bioplast Pro Xtreme	50
Bioplast Xtreme	50
Bioplus Frontzahn	402
Biostar	468
Biosteam Center	459
Bi-Pins	21
Bison Polierbürste	318
Bissnehmewachs	76
Bissnehmewachs ORBIS	76
Bissnehmewachse	76
Bissregistriermaterialien	76, 195, 202-204
Bissregistrierung – Gesichtsbögen	32
Bisssschablonen, Wachs, vorgeformt	76
Bisswäule, vorgeformt ORBIS	76
Bi-V-Pins	21
Bleifolie	101
Bleigranulat	58-59
Blue eco	114
Blue eco scan	115
Blue eco stone	115
Blue Marker	26
Blue-Blokker	29
Blue-Flame 1500	98
BlueSpray	202
Bogenpin-Technik	20
Bohrerbad	371
Bohrerbadbehälter ORBIS	373
Bohrerstände/ Diamantscheiben	304
Boley-Schieblehre	342
Bonding	151, 226
Bonline	380
Brenner	98
Brenngutträger	259
Brenngutträgerpinzette ORBIS	259
Brennuntersatz G	259
Brillen	389-391
Brownie	312
Brux Checker nach Prof. Sato	50
Bunsenbrenner	98
Bürsten, Labor	317-320

C

CA Pro	51
CA Pro+	51
CAD/CAM Ronden	171-179
CAD/CAM Schleifer	223
CAD/CAM und Vollkeramik	155, 159, 166, 170-172, 184-187, 190
CAD/CAM-Technik	159-160, 170, 193-194, 202-203, 493-495
CAD/CAM Rohlinge	153-224
Calipretto S	342
Carat Biopaque Streukristalle	260
Carat Massen	260
Castogel	42
CediTEC - Set	151, 205
CediTEC DT	193
Celtra Duo	155
Celtra Press	226
Celtra Universal Glasurmasse / Liquids	155
Celtra Universal Malfarben	155
Cemat II Feinstrahlgeräte	445
Ceramage Massen	145
CeraMaster	313
Ceramicus Pinsel	337
Cerasmart 270, Cerec	159
Cerasmart 270, Universal	159
Ceravety Press & Cast	88
Cercon Disks	156
Cercon HT ML	157
Cercon xt ML	157
Cerec	182, 223
CEREC Blocs C / PC	180
Cerec Optispray	202
Cerec Scanwachs	205
Cerec Speedpaste	262
Cerec Stone BC	202
Cerec/ inLab Cone Bur	221
Cerec/ inLab MC XLcylinder Pointed Bur	222

Stichwortverzeichnis

Cerec/ inLab MC XLDrehmomentschlüssel	223
Cerec/ inLab MC XLFinisher 10	222
Cerec/ inLab MC XLShaper	222
Cerec/ inLab MC XLStep Bur	221
CEREC-Blocks	182-187
Cervikalwachs	67
Cetron Pflege Set	57
Cetron Pflegespray	57
Chemikalienschutzhandschuhe ORBIS	396
Clear Spacer	26
CoCr Biostar	160
Colado CAD COCR4	172
Colado CAD Ti5	172
Cold Pack	398
CompoMaster	313
Composites, fließfähig	147
Composites, lichthärtend	147
Copyplast	52
CRB Cera Resin Bond	150
Crown-Master	349
C-Silikone	112-115

D

Dampfzugsgebläse DG2	433
Dampfstrahler	459-460
Dampfstrahler A-S80	457
Dampfstrahlergerät D-S 100 A	458
Dampfstrahlergerät D-S-100	457
Dampfstrahlergeräte	457-460
Deiberit 502	74
Delimer Comfort	459
Dentabs	16
Dentalrapid SD liquid	362
Dental-Zugpendelleuchte RMD Basic ECO 36W/957	502
Dental-Zugpendelleuchte RMD Slim Line LED P48W	502
Dentatec Schleifzusatz	221
Dentavon	352
Dentsply Universal NE-Bonder	226
DentsplySirona Zähne	402-403
Desinfektion	353-366
Desinfektion und Reinigung	353-368
Desinfektion, Abformungen	13, 352, 368
Desinfektion, alkoholfrei	354, 359
Desinfektion, Fläche	353-363
Desinfektion, Hände	360, 365-367
Desinfektion, Instrumente 361-363, 366-368, 375-376	
Desinfektion, rotierende Instrumente	353, 363, 371
Desinfektion, Sprühpräparate	358-365
Desinfektion, Wannen	376
Desinfektion, Wischtücher	353, 364-367
Desinfektions- und Reinigungszubehör	373-377
Desinfektionsbehälter	375-376
Desinfektionsdosen	375-376
Desinfektionstücher Plus ORBIS	353
Desinfektionswanne ORBIS	374
Dia-Finish L	319
Dia-Glace Diamantpolierpaste	323
Diagnostik	101, 399
Dial Caliper N ORBIS	342
Dialite Vision	499
Diamantpolierer	313
Diamantpolierpaste ORBIS	322
Diamant-Polierpasten	322-324
Diamantscheibe flexibel ORBIS	304
Dichtringe	102
Die Bloc	29
Die Hardener	26
Die Spacer	26
Dimo	58
Dimo Pro	57
Dinabase	127
Dipol	106
Dippy easy	66
Distanzlack	26
Dosierflaschen	373
Dosierhilfen	373-375
Dosierwaage Digital	497
Dosierwaage DSW-2	422
Dosper evo	422
Dowel Pins	20-22
Dr. Kühns Spezialgips	7
Drahtbiegeezangen	344-345
Drahtbürsten	318
Drähte und Klammerkreuze	96-97
Drucker	493-495
Druckstellenermittlung	37
Drucktopf 4,5 Liter	470
Drucktopfheizplatte	470
Druckverschlussbeutel ORBIS	396

Drufoformat Scan	469
Drufoformat Scan	469
Dry Coat	125
DTC Economy Reinigungsautomat	466
Dublierer/Härten	39-45
Dubliergel ORBIS	42
Dublierklebeband	43
Dublierküvette ORBIS	43
Dublierküvetten	43-44
Dubliermassen - Gel	42
Dubliermassen - Silikon	40-41
Dubliersilikon ORBIS	40
Dublisil	40
Dublisil 22 plus	40
Dublisil Küvette	43
Dublisil speed	40
Duo Dip	64
Dura-Green-Steine	309
Duran	52
Duran +	52
Durasoft	53
Durasoft seal	53
Durasplint	58
Durasplint flex Fräsrunde	179
Durasplint LC	58
Durofluid Modellspray	45
Durool Tauchhärter	45
Dynamische Mischer	204
Dynex Brillant Trenn- und Schleifscheiben	306
Dynex Titanium Trennscheiben	307
Dynex Trennscheibe No. 70	306
Dynex Trennscheiben für Edelmetalle	307
Dynex Trennscheiben für Modellguss	307
Dynex Trennscheiben glasfaserverstärkt	307

E

e.max CAD für Planmill	178
Easy View 3D Mikroskop	504
Easy Waxer	66
Easyform LC Gel	18
Easylshade V	498
Edelstahl Bauplattform für Form3	213
Edelstahlgranulat/Granulat	58
Einbetten / Modellh.- Anrührgeräte	412-414
Einbetten / Modellh.- Gipstrimmer	416-419
Einbetten / Modellh.- Modellsägen	421
Einbetten / Modellh.- Pinbohrgeräte	420
Einbetten / Modellh.- Rüttler	415
Einbetten / Modellh.- Sonstige	422
Einbettmassen	89, 201, 241
Einbettmassen - Edelmetall	80-83
Einbettmassen - Löten	86
Einbettmassen - Modellguss	84-85
Einbettmassen - Sonstiges	88-89
Einfärbe-Lösungen	170-171, 190-191
Einlagebürsten	319
Einmal-Becher	399
Einmal-Handschuhe	397-398
Einmal-Handtücher	378-384
Einmal-Handtücher, 2-lagig ORBIS	378
Einmal-Handtücher, aus Zellstoff ORBIS	378
Einmal-Handtücher, grün ORBIS	378
Einmal-Handtücher, recycelt ORBIS	378
Einmal-Mundschutz	385-386
Einmal-Servietten und Handtücher	378-384
Einmal-Skalpelle	339
Einsatzbeutel	396
Einsatzkörbe	464-465
Einweg-Becher	399
Einweg-Handschuhe	397-398
Einweg-Handtücher	378-384
Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO	426
Elektrolyt	102
Elektrolyt ORBIS	100
Elmasonic	464
Elmasonic Med 30	462
Elmasonic Med 60	462
Elmasonic Zubehör	464
Empress CAD für PlanMill	177-178
Epicrem	370
Ergo Ceramic	334
Ergoret CC Auftisch	428
Ergoret CC KFO Auftischversion	428
Erkodur	53
Erkoflex	54
Erkoflex 95	54
Erkoflex-bleach	54
Erkoform-3D motion	468
Erkoform-3D+	468
Erkogum	29
Erkolen	54

Erkoloc-pro	55
Erkoloc-pro blu	55
Erkoskin	58
Esemtan Waschlotion	362
Espe Sil	149
Esthetic Mask	19
Esthetic-Base Gold	7
Eurosonic 3D	464
Eurosonic 4D	465
Eurosonic 4D Zubehör	465
EUROSONIC ENERGY	464
Eurosonic Energy und 3D Zubehör	464
EVE Diapol Polierer	314
EVE Diasynt Plus	314
EVE Silikonpolierer	314
EVE Technik Polierer	316
Everest Coolant 2	220
Everest Milling Pins	220
Everest Nassfilterbeutel engine	220
Everest Sintering Sand	220
Everest T-Blanks/-Ronden	175
Everest ZS-Blanks-Ronden	175
Exaclear	141
EyeVolution	486
EyeVolution Max	486
eZr Polier Complete System Kit	224

F

Face Mate Mundschutz	385
Faltenschwabbel 29 D	321
Falhtanduch-Spender	382-384
Farbbestimmung	498
Farbbestimmungsgeräte	498
FD 300 - Flächendesinfektion	363
FD 322 - perfume free	364
FD 322 - premium wipes	364
FD 322 - Schnelldesinfektion	363
FD 322 - top wipes	364
FD 333 - Schnelldesinfektion	365
FD 333 - top wipes	364
FD 333 - wipes	365
FD 350 - Desinfektionstücher	365
Feuerfestes Stumpfmateriale	88, 100, 221
Filter für Geräte	423
Filterkerzensystem	458
Filzkegel	319
Finier-Set	58
Finish	126
Fit Checker Advanced	37
Fit Test C & B	37
Flächendesinfektion	353-359, 363
Flächendesinfektion, alkoholfrei ORBIS	359
Flammengusschleuder	438
Flanellschwabbeln	321
Flaschenzubehör, Leerflaschen ORBIS	373
Flexibole Mischbecher ORBIS	15, 395
Fleximeter Strips	36
Flexistone	107
Flexitime Bite	204
Flexitime Fast&Scan	204
Flüssighärter	112-115
Folien, Tiefziehtechnik	49
Folienschere	59
Form 3B Drucker	493
Formlabs Build Platform Form 2	212
Formlabs Build Platform Form 3	213
Formlabs Form Cure Lichtpolymerisationsg.	487-494
Formlabs Form Wash Reinigungsgerät	467, 494
Formlabs Resin	211
Formlabs Resin Castable	209
Formlabs Resin Castable Wax	211
Formlabs Resin Custom Tray	211
Formlabs Resin Dental LT clear	210
Formlabs Resin Dental Model	212
Formlabs Resin Dental SG	210
Formlabs Resin Draft	211
Formlabs Resin Grey Pro	212
Formlabs Resin Surgical Guide	212
Formlabs Resin Tank für Form 2	213
Formlabs Resin Tank für Form 3	213
Formlabs Resin Temporary C+B	210
Fornax T mit Power-Kühlung	436
Fornax-Keramik-Schmelztiegel FC	95
FotoDent cast 385/405 nm	209
Fotodent Denture 385 nm	207
Fotodent Gingiva 385 nm	208
Fotodent Guide	208
FotoDent IBT 385 nm	209
FotoDent Model	208
Fotodent Tray 385/405nm	208
Fräsator 631	375

Stichwortverzeichnis

Fräsatoren	375-376
Fräsgerät D-F 45	490
Frästechnik	490-492
Fräs wachs	67
Frühkontakt-Indikatoren	34
Fujivest	82
Fujivest Platinum II	82
Füllgranulat	58-59
Füllmaterial für Kronenhalter	205
Füllungstherapie-Hilfsmittel	33-37
Futar Cut & Trim Fast	195

G

G2 Concept Modellsäge	421
Gammasil PERFECT TEC A85/A95	114
Garnrundbürsten	320
Gasbrenner	98
Gaumen-Polierbürste	319
GC Base Stone	8
GC Fujirock EP Classic	8
GC Fujirock EP Premium Line	8
GC Initial LiSi Press	228
GC Initial Spectrum	229
GC Reline	127
GC Stellavest	83
G-Cera Orbit Vest	88, 100, 221
GC-Vest-G	83
Gelenkleuchte RMD Slim Line LED SL II 24W	500
Gelenkleuchte Slim Line SL III LED Premium 32W	501
Gelenkleuchte Special Vario S LED 54W	501
Genios Frontzahn V-Farben	402
Genios Seitenzahn	403
Genios Veneers Bonding System	133
Genios Veneers Frontzahn	402
Genios Veneers Liquid	133
Genios Veneers Promoter	133
Genios Veneers Seitenzahn	403
Genius Pinsel	338
GEO Casting-Wachs	75
GEO Classic Avantgarde	67
GEO Classic Modellierwachs	67
GEO Crowax	67
GEO Dip	64
GEO Pontics	70
GEO Rewax-Tauchwachs	64
Geräte	411-505
Gesichtsbogen	32
Gießen	436-439
Gießgerät	438
Gi-Mask	19
Gips	5-12
Gipsabbindebeschleuniger	13
Gipsabscheider	17
Gipsabscheider – Gipszubehör	15-17
Gipsentferner	14, 371
Gips-Ex	13
Gipsfanganlage KT 040	17
Gipshärter und Gipslöser	13-14
Gipslöser ORBIS	13
Gipsmesser	15, 340-341
Gipsmesser ORBIS	15, 340
Gipsmodellglänzer	14
Gipsrüttler	415
Gipsschneidezange	347
Gipsschneidezange ORBIS	345
Gipsschütte ORBIS	16
Gipsspatel ORBIS	16, 340-341
Gipsspatel und Gipsmesser	340-341
Gipstrimmer	416-419
Gipstrimmer HSS-88	419
Gipstrimmer HSS-99	419
Gipstrimmer HSS-AZ	419
Gipstrimmer Junior	416
Gipstrimmer MT plus	418
Gipstrimmer MT3	418
Glänzen/Polieren	454-456
Glänzfliichtigkeit	14
Glanzgerät Eltropol 300	454
Glasbecher	464-465
Glove'n Care	370
Gnathowachs	68
GO 2011 speed	14
Gobi Classic Feinstrahlgerät	444
Gobi Comfort Feinstrahlgeräte	444
Gradia Cervical Translucent	137
Gradia Enamel Intensive	136
Gradia Flüssigkeiten	138
Gradia Foundation Opaque	136
Gradia Gum Body	138
Gradia Gum Fiber	139
Gradia Gum Modifier	138

Gradia Gum Opaque	138
Gradia Gum Translucent	138
Gradia Halo Enamel / Pearl Enamel	137
Gradia Intensive Color	137
Gradia Mamelon Stains	137
Gradia Margin Opaque	136
Gradia Opaque Dentin Intensiv	136
Gradia Plus Flüssigkeiten	141
Gradia Plus Heavy Body	140
Gradia Plus Layer Set	139
Gradia Plus Layer-Pro Set	139
Gradia Plus Light Body	140
Gradia Plus Lustre Paint	140
Gradia Plus One Body	141
Gradia Plus Opaker	139
Gradia Plus Spitzen	141
Gradia Translucent	137
Grafittegel und Einsätze	94
Grandio Blocs	193
Gravierinstrumente	334
Greenie	312
Greensteincolor-Instrumente	332
Greifzangen	348
Grittmann-Gipsmesser	15, 340
Gründler-Wachs	68
Gummipolierer	311
Gummipolierer ORBIS	311
Gussbirnen nach ZTM Thiel	70
Gussküvetten ORBIS	100
Gussringeinlagen	102
Gussstifte	70
Gusstichterformer ORBIS	100
Gusswachs genarbt fein	74
Gusswachs genarbt grob	74
Gusswachs genarbt mittel	74
Gusswachsplatten ORBIS	73
Gypsum Hardener	14

H

Haftscheiben	27
Haftverbundsysteme	149-151
Haftvermittler	142, 149-151, 226
Hager + Meisinger	264-280
H+M Harmetallbohrer	269
H+M Keramische Schleifer	276-277
H+M Elastische Polierer	270-275
H+M Diamantinstrumente	264-268
H+M Sortiment	278-280
H+M CAD/CAM Instrumente	202-206
Halteklemme, nach Mosquito ORBIS	348
Handcreme Neutrogena	370
Händedesinfektion	360, 365-367
Händereinigung	362, 366
Handsägen	23
Handschuhe	396
Handschuhe, Latex	397-398
Handschuhe, Nitril	397
Handschuhe, puderfrei	397-398
Handschuhe, Vinyl	398
Handtuchspender	382-384
Handtuchspender Edelstahl ORBIS	379
Hanel Artikulationspapier	36
Hanel Folienspende	36
Hanel Klemmpinzetten	37
Hanel Occlusionsfolie	36
Hanel Okklu-top	37
Hanel Shimstock-Folie	36
Härter	26, 45, 112-114
Hartgipse	6-10
Harzer Bimsmäuschen	323
Hautdesinfektion	360, 365-367
Hautpflege	369-370
HD 410	366
HD 410 (Arznei)	365
HD 435 Waschlotion	366
Heatless Steine	309
Hebelseitenschneider	347
Heisspolymerisate	123-124
Heizplatte	470
Heizplatte mit Temperaturregler	470
Hera SP 99	102
Hera SWE 2000	106
Hera UL 99	102
HeraCast IQ	437
Heraenium	92
Heraform	41
Heravest	83-84
Heravest Onyx	88
Hilfsteile/Stifte	99
HiLite power 3D	488

HinriDie grün	10
Hinridur	8
Hinristone 20	10
Hinristone Saphir	8
Hinrizit	10
Hochglanzemulsion	323
Hochtemperaturofen HT-2/M/Zirkon-120	481
Hochtemperaturofen HTS-2/M/Metal-120	481
Hochtemperaturofen HTS-2/M/Zirkon-120	481
Hoffmann's Glaswachs	75
Honigum Pro Scan	203
Horico Instrumente	281-303
Horico Diamantschleifinstrumente	281-284
Horico Die Löwenschleifer	285
Horico Diamantscheiben	286-290
Horico Frästechnik	302-303
Horico Sinter Diamanten	291-293
Horico S-Fräser	294-295
Horico HM-Fräser	295-302
Hotty	64
HR-Aufstellwachs	77
Hydraulikpresse	470
Hygobox	376
Hygojet	462
Hylin-Le Cron	332

ID 213 - Instrumentendesinfektion	363
ID 220 - Bohrerbad	363
Implant Mask	19
Imprelon	55
Imprelon S pd	55
IMPRIMO Clean	467-496
IMPRIMO Cure Lichtofen	489
Imprimo LC Cast	214
IMPRIMO LC Denture	216
Imprimo LC Gingiva	216
Imprimo LC IBT, transparent	216
Imprimo LC Impression, orange	215
Imprimo LC MJF	217
Imprimo LC Model	215
Imprimo LC Splint, transparent	215
Imprimo LC Temp	217
Imprimo LC Temp It	217
IMPRIMO LC Try-In	216
Imprint 4 Bite	202
Imprint 4 Preliminary Penta	203
Individuo Lux	130
Induret Mini	438
Initial Enamel Opal Booster	229
Initial IQ Lustre Pastes NF	229
Initial MC Keramikmassen	227
Initial Spectrum Stains	229
Initial Zirconia Disk	159
Initial Zr-Fs Flüssigkeiten	228
Initial Zr-Fs Keramikmassen	227
Inkosteam Mini	458
inLab MC X5 Bur Composite	223
inLab MC X5 Bur Diamond	223
inLab MC X5 Bur PMMA	223
inLab MC X5 Bur Sintering Metal	223
inLab MC X5 Bur Titan	223
inLab MC X5 Bur ZrO2DC	222
inLab Profire Hochtemperatursinterofen	476
Inlay Wax Soft	68
Instrumente	327-349
Instrumente, rotierend	224
Instrumentendesinfektion	363-368, 376
Instrumentenpflege	78, 107, 362, 373-374
Instrumentenwannen	373-376
Intraoral-Tips	19
Intraoraltips ORBIS	195
Investment BS Liquid 1-3	83-84
IPS e.max Alox Plunger	241
IPS e.max CAD Abutment Solutions	
Cerec / inLab	164-165
IPS e.max CAD Cerec / inLab A-D	165
IPS e.max CAD Crystallization Glaze	166
IPS e.max CAD Crystallization Shades	166
IPS e.max CAD Crystallization Stains	166
IPS e.max CAD Crystallization Tray	220
IPS e.max CAD für PrograMill	164
IPS e.max CAD LT BL Cerec / inLab	165
IPS e.max CAD MO Cerec / inLab C14	166
IPS e.max CAD MT Cerec / inLab C14	166
IPS e.max Ceram	238-239
IPS e.max Muffel System	241
IPS e.max Natural Die Stumpfmaterial	241
IPS e.max Press MT Rohlinge	240
IPS e.max Press Multi Rohlinge	240

Stichwortverzeichnis

IPS e.max Press Rohlinge	239
IPS e.max ZirCAD Cerec / inLab	167
IPS e.max ZirCAD Colouring Liquid Indicator	171
IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids	170
IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids Effect	171
IPS e.max ZirCAD LT Cerec / inLab A-D	167
IPS e.max ZirCAD LT Disc	169
IPS e.max ZirCAD MO Disc	170
IPS e.max ZirCAD MT Disc	169
IPS e.max ZirCAD MT Multi Disc	169
IPS e.max ZirCAD Prime	170
IPS e.max ZirPress Rohlinge	240
IPS Empress CAD Cerec / inLab C14	163
IPS Empress CAD Cerec / inLab C14 Multi	163
IPS Empress CAD Cerec / inLab I12	163
IPS Empress CAD Cerec / inLab I12 Multi	163
IPS Empress Esthetic Rohlinge	233
IPS Empress Muffelsystem	238
IPS Empress Zubehör	238
IPS InLine Add-On 690°	232
IPS InLine Massen	230
IPS InLine Modellierliquid	231
IPS InLine One	231
IPS InLine PoM Rohlinge	231
IPS InLine PoM Touch Up Massen	231
IPS InLine System Opaquer	230
IPS Isolierungen	230
IPS Ivocolor	168, 232
IPS Keramik Ätzgel	260
IPS Object Fix	260
IPS PressVest Premium	241
IPS Style Ceram Paste Opaque	234
IQ Modellierwachs	68
Iso C	108
Isofix 2000	108
Isofolan	56
Isolant	108
Isolat film	108
Isolieren/Knetmassen	105-115
Isoliermittel	107-111
Isolit	108
iSpec Comfort Fit (uvex)	390
iSpec Fit OTG (uvex)	391
iSpec Flexi Fit (uvex)	390
iSpec Flexi Fit II (uvex)	390
iSpec Safety Fit (uvex)	390
iSpec Slim Fit UV (uvex)	390
iSpec Smart	391
iSpec X Fit (uvex)	391
IST-Gerät	56
IvoBase	124
IvoBase CAD	174
Ivobase Injector	472
IvoclarVivadent Zähne	404-405

J

Jacket-Grip	349
Jel-Sol	366
J-Klammern gerade	96
J-Klammern schräg	96
Juvora Dental PEEK natur	160

K

K+B Material 3M	135
K+B Material Dentsply	133-134
K+B Material GC	136-141
K+B Material Heraeus Kulzer	142
K+B Material IvoclarVivadent	143-144
K+B Material Shofu	145
K+B Material Vita	146-148
K+B Modellierinstrument	335
K5 plus / K-Control TLC Anlage	446
K9-Handstück	446
Kälte Pack Dentalkompresse ORBIS	398
Kältekompressen	398
Kältespray ORBIS	101, 399
Kaltpolymerisate	118-122
Kamerastütze Cerec III / II	223
Kanisterzubehör	373
Kanisterzubehör ORBIS	373
Käppchenfolie	49
Katalysator klein für Retomat	435
Katalysator KN2	433
Katalysatoren	435
KaVo Technikmaschinen	447
Keramik	225-262
Keramik Dentsply	226
Keramik GC	227-229

Keramik IvoclarVivadent technical	230-241
Keramik Shofu	242-243
Keramik Vita	244-258
Keramik-Anmischplatte	261
Keramikblöcke 163-168, 177-187, 226-228, 256-257	
Keramik-Frässet für S1 und Fremdgeräte	491
Keramik-Frässet S2 / S3	492
Keramikinstrumente ORBIS	334
Keramiköfen - Pressöfen	475-485
Keramik-Reparaturmaterialien	149-150
Keramik-Schmelzriegel Flamme	94
Keramiktiegel	94
Keramogrip ORBIS	348
Kisag Brenner	98
Klammerkreuze N	96
Klammerkreuze NK	96
Klammerkreuze O	96
Klammerkreuze OK	96
Klammerkreuze TK	96
Klammerzangen	344-345
Kleber	24
Klebewachs	74-75
Kleenex Handtücher	381
Kleenex Kosmetiktücher	381
Kleingeräte, Praxislabor	98
Klemmpinzetten	348
Knetmassen	112-115
Knetmassen, Labor	112-115
Knetmassen, Praxis	195
Kobalt-Chrom-Lot	93
Kochplatte	470
Kohinoor L	324
Kombi-Dublierküvette	43
Kombipinsel ORBIS	336
Kompakt-Laborwaage EWW 600-2M	497
Kompaktwaage EMB 2200-0	17, 497
Komposit	135, 142
Kondensierspatel ORBIS	334
Korox Edelkorund-Abstrahlmittel	326
Körperemulsion Neutrogena	370
Korrekturmaterialien	195
Korund-Schleifpapiere	310
Kosmetiktücher	381
K-Powergrip / K-Control TLC Anlagen	446
Kreppmanschette	103
Kronen- und Brückenmaterialien	134-135, 142
Kronen- und Brückenwaxse	67-69
Kronenschere ORBIS	348
Kronenwachs	68
Kühlbeutel	398
Kunststoff-Sticks	78
Kunststofftechnik	470-472
Küvetten ORBIS	132
Küvetten, Unterfütterungsgeräte	132
Küvettenbügel Nirosta ORBIS	132
Küvettenpresse	470

L

L Protect	429
L Protect SH-D mit Tischklemme	503
Labolight Duo	486
Laborit	10
Labormat TH Ausbrühergerät	473
Labormat-SD	473
Laborofen	433-434
Labor-Set, C. Martin	332
Laborturbine Hydro-Air Carver	453
Laborturbine LED Carver	453
Laborturbine Presto Aqua Lux	453
Lacke	126
Laserschweißdraht	93
Latex-Handschuhe	397
Lava Ultimate Blöcke	154
layart crystal aqua Anmischplatte	261
LC-6 Light Oven	489
Le Cron Aufwachsinstrument	332
Le Cron Modellierinstrument	332
LED Arbeitsleuchte Comfort mit Gelenkarm	500
LED Arbeitsleuchte Mini mit Gelenkarm	500
LED-Lampen	503
Leerdose ORBIS	373
Leerflaschen	373
Legierungen - Modellguss	92
Legierungen - NEM	90-91
Lichthärtegeräte	486-489, 494-495
Lightplast Basisplatten	130
Lightplast Lack	130
Liquicol	24
Lisi Pressvest Puder	88
Lisko Polierscheiben	59
Lisko-B Polierscheiben	59

Liskoid	59
Lisko-S Polierscheiben	60
Liskosil-I	60
Liskosil-m	60
Liskosil-s	60
Liskosil-Set	60
Loctite 496	24
Löffelmaterial lichthärtend	130-131
Löffelmaterial Pulver-Flüssigkeit	129
Löffelmaterialien	130
Löffelplatten	131
Lote / Drähte	93
Löten/Schweißen	440
Lötgeräte	98
Lötmasse L 36 braun	86
Lötmassen	86
Lötpinzette ORBIS	349
Lubritex Nr. 12	109
Lucitone Hipa	122
Lucitone HIPA Farbring 6 Farben	122
Lucitone Hipa Intensive	122
Lupenbrille MaxDetail	387
Lupenbrille MaxDetail mit Headlight LED	388
Lupenbrille Super Scope	388
Lupenbrillen	387-388
Lupenleuchte varioLEDflex	499
Lustrol	125
Luxomat D	488

M

Magma Katalysator	434
Magma Vorwärmofen	434
Magnetbohrerstände mit Topf ORBIS	304
Magnetbohrerstände ORBIS	304
Magnet-Split-System ORBIS	27
Magnettöpfe	27
Malfarben	148, 242-243
Mandrells	305, 310, 311
Mandrells ORBIS	311
MaxiFresh	61
MC XL Filterreinheit,	224
MD 520	352
MD 530 Zemententferner	371
MD 535	371
Melody Anmischplatte	261
Membranbox	393
Membranbox Medium	393
Menzanion-Draht	97
Mesh-Tray	259
Messbecher ORBIS	373
Messer	328, 334, 339
Messinstrumente	342-343
Messzirkel n. Zielinsky	342
Metallprimer	142, 149-150
Metalprimer Z	149
Microfilm	109
Mikrofasertücher	355-356
Mikrozid AF Wipes	366
Mikrozid AF Wipes Jumbo Tücher	367
Mikrozid sensitive Wipes Jumbo	367
Ministar S	469
Minoxyd	103
Miramask	385
Mirapont	18
Mirapor	109
Miratorch	98
Mirawet	324
Mischbecher	15, 395, 413
Mischkanülen Flexitime	204
Mischkanülen Futar	195
Mischkanülen Imprint	202
Mischkanülen Mucopren	128
Mischkanülen O-Bite	203
Mischkanülen ORBIS	195
Mischkanülen Silagum	128
Mischkanülen StoneBite	203
Mischplatten	261
Mixing Tips	19
Mobiloskop m. Schwenkarm	503
Modellgipse	5, 10-11
Modellgusswaxse	73-75
Modellhalter für Brücken-/ Kronengerüst	224
Modellherstellung	3-37
Modellierbestecke ORBIS	329-331
Modellieren Sonstiges	78
Modellierfeilen	335
Modellierinstrument	335
Modellierinstrument ORBIS	331
Modellierinstrumente	332-335
Modellierinstrumente - Keramik - K + B	334-335
Modellierinstrumente - Wachs	328-333

Stichwortverzeichnis

Modellierinstrumente Color	332-333
Modellierinstrumente ORBIS	331
Modellierkunststoffe	62
Modellierspitzen	65
Modellierwachs	68
Modellierwachs ORBIS	77
Modellierwachs Spezial	77
Modellmaterial	18
Modellsäge Yeti	23
Modellsägen ORBIS	23
Modellschalen	392-393
Modellsockelformer	27-28
Modellstifte	20-22
Modellstifte ORBIS	20
Modelltrimmer	416-417
Modralit 3K	18
Moldabaster	11
Moldano	11
Moldastone	11
Molloplast	127
Mollosil	127
Monoart Mundschutz Pro 3	386
Monoart Mundschutz Pro 3 Flower	386
MOORPLASTIC Snap-on-off-Scheiben	310
Mosquitoklemmen	348
Mucopren soft	128
Muffelformer	103
Muffelringeinlage ORBIS	101
Muffelringeinlagen	101
Muffelzange ORBIS	101
Müllbeutel	396
Multilayer PMMA Disks	157
Multimat Cube Kaminofen	475
Multimat Cube press Keramikbrennofen	475
MultiSpot Handpolymerisationsgerät	487
Mundschutz	385-386
Mundschutz mit Bändern ORBIS	385
Mundschutz mit Gummizug ORBIS	385
Mundspülbecher ORBIS	399

N

NanoVarnish	125
Nasskreppservietten ORBIS	379
Nasskreppservietten premium ORBIS	379
Nautilus CC plus	437
Nautilus T	436
Neacid	103
Neacid Beizgerät	505
Nesselschwabbeln	321
Neutralgin	13
Nexco Effectmassen	144
Nexco Gingivamassen	143
Nexco Massen	143
Nexco Stains	144
Niethammer	349
Niethammer NH	451
Non-Stick Spray	109

O

Oberflächenbearbeitung	264-326
Oberflächenspanner	106
O-Bite Scan	203
Occlu Artikulationsgips ORBIS	5
Occlu Sockelgips ORBIS	6
Occlu Spray Plus	37
Occlu Superstone ORBIS	7
Occlubaster ORBIS	5
Occlublast ORBIS	326
Occludur ORBIS	6
Occluform 3	468
Occlumedanit ORBIS	5
Occluroc ORBIS	6
Occlusionsspray Plus ORBIS	33
Occlustone Premium ORBIS	6
Odontosil 60	62
Ofen	434
Okklusionspapiere und -folien	33-36
Okklusionssprays	33-37, 202
Optiglaze color	126
Optosil Comfort	115
Optosil flüssig	110
Optosil P plus	115
Oral Tips	19
Orange Solvent Spray	367
Orangenöl-Präparate	361-368
ORBI PROtray LC ORBIS	130
orbibite scan ORBIS	195
ORBI-BITEBOX ORBIS	392

ORBI-clean Orange ORBIS	361
ORBI-Medanit S ORBIS	5
ORBI-Orthobox ORBIS	392
ORBI-Pasten härter universal ORBIS	114
ORBI-Pins für Zeiser-System ORBIS	20
Orbipol tec ORBIS	312
Orbis Filter ORBIS	424

TOP

ORBIS Abfallbeutel	396
ORBIS Artikulationspinzette	33
ORBIS Ausblasdüsen	100
ORBIS Becherspender	400
ORBIS Big Brush	336
ORBIS Bissnehmewachs	76
ORBIS Bisswülle, vorgeformt	76
ORBIS Bohrerbadbehälter	373
ORBIS Brennguträgerpinzette	259
ORBIS Chemikalienschutzhandschuhe	396
ORBIS Desinfektionstücher Plus	353
ORBIS Desinfektionswanne	374
ORBIS Dial Caliper N	342
ORBIS Diamantpolierpaste	322
ORBIS Diamantscheibe flexibel	304
ORBIS Druckverschlussbeutel	396
ORBIS Dubliergel	42
ORBIS Dublierküvette	43
ORBIS Dubliersilikon	40
ORBIS Einmal-Handtücher, 2-lagig	378
ORBIS Einmal-Handtücher, aus Zellstoff	378
ORBIS Einmal-Handtücher, grün	378
ORBIS Einmal-Handtücher, recycelt	378
ORBIS Elektrolyt	100
ORBIS Flächendesinfektion, alkoholfrei	359
ORBIS Flaschenzubehör, Leerflaschen	373
ORBIS Flexible Mischbecher	15, 395
ORBIS Gipslöser	13
ORBIS Gipsmesser	15, 340
ORBIS Gipsschneidezange	345
ORBIS Gipsschütte	16
ORBIS Gipsspatel	16, 341
ORBIS Gummipolierer	311
ORBIS Gussküvetten	100
ORBIS Gusstrichterformer	100
ORBIS Gusswachsplatten	73
ORBIS Halteklemme, nach Mosquito	348
ORBIS Handtuchspender Edelstahl	379
ORBIS Kälte Pack Dentalkompresse	398
ORBIS Kältespray	101, 399
ORBIS Kanisterzubehör	373
ORBIS Keramikinstrumente	334
ORBIS Keramogrip	348
ORBIS Kombipinsel	336
ORBIS Kondensierspatel	334
ORBIS Kronenscheren	348
ORBIS Küvetten	132
ORBIS Küvettenbügel Nirosta	132
ORBIS Leerdose	373
ORBIS Lötpinzette	349
ORBIS Magnetbohrerständer	304
ORBIS Magnetbohrerständer mit Topf	304
ORBIS Magnet-Split-System	27
ORBIS Mandrells	305, 310-311
ORBIS Messbecher	373
ORBIS Modellierbestecke	329-331
ORBIS Modellierinstrumente	331
ORBIS Modellierwachs	77
ORBIS Modellsägen	23
ORBIS Modellstifte	20
ORBIS Muffelringeinlage	101
ORBIS Muffelzange	101
ORBIS Mundschutz mit Bändern	385
ORBIS Mundschutz mit Gummizug	385
ORBIS Mundspülbecher	399
ORBIS Nasskreppservietten	379
ORBIS Nasskreppservietten premium	379
ORBIS Occlu Artikulationsgips	5
ORBIS Occlu Sockelgips	6
ORBIS Occlu Superstone	7
ORBIS Occlubaster	5
ORBIS Occlublast	326
ORBIS Occludur	6
ORBIS Occlumedanit	5
ORBIS Occluroc	6
ORBIS Occlusionsspray Plus	33
ORBIS Occlustone Premium	6
ORBIS ORBI PROtray LC	130
ORBIS orbibite scan	195
ORBIS ORBI-BITEBOX	392
ORBIS ORBI-clean Orange	361
ORBIS ORBI-iMedanit S	5

ORBIS ORBI-Orthobox	392
ORBIS ORBI-Pasten härter universal	114
ORBIS ORBI-Pins für Zeiser-System	20
ORBIS Orbipol tec	312
ORBIS Filter	424
ORBIS Mandrells	305, 310
ORBIS Pinselbürsten	318
ORBIS Polierbürsten, Holzkern	317
ORBIS Polierbürsten, Kunststoffkern	317
ORBIS Polierbürsten, schmal	317
ORBIS Radbürsten, montiert	318
ORBIS Radbürsten, unmontiert	317
ORBIS Schleifkörper	308
ORBIS Schleifpapiere	310
ORBIS Schutzvisier	389
ORBIS Silberdrahtbürsten	318
ORBIS Trennscheiben	305
ORBIS Trennscheiben Fiber-Disk	305
ORBIS ORBI-Scan Stone	201
ORBIS ORBI-Sept Abformdesinfektion	352
ORBIS ORBI-Sept Bohrerbad	353
ORBIS ORBI-Sept Flächendesinfektion	357
ORBIS ORBI-Sept Flächendes. - Konzentrat	357
ORBIS ORBI-Sept Flächendes. alkoholfrei	359
ORBIS ORBI-Sept Flächendesinfektion NE	358
ORBIS ORBI-Sept Flächendesinfektion Plus	358
ORBIS ORBI-Sept Instrumentendesinfektion	361
ORBIS ORBI-Sept Wet Wipes	354
ORBIS ORBI-Sept Wet Wipes - alkoholfrei	354
ORBIS ORBI-Sept Wet Wipes L+	355
ORBIS ORBI-Serviettenhalter	380
ORBIS ORBIIS-Green Mundspülb. plastikfrei	399
ORBIS ORBI-Sil Scan	195
ORBIS ORBI-Steel Artikulationspinzette	33
ORBIS ORBI-Steel Teleskopkronenz. Mini	346
ORBIS ORBI-Steel Teleskopkronenz. Normal	346
ORBIS ORBI-Tec Knetmasse A85	112
ORBIS ORBI-Touch care Hand- und Nagelbals.	369
ORBIS ORBI-Touch eco plus IC	397
ORBIS ORBI-Touch Handcrème	369
ORBIS ORBI-Touch Handwaschlotion	361
ORBIS ORBI-Touch nitril color	397
ORBIS ORBI-Touch nitril soft white	397
ORBIS ORBI-Touch protect Händedesinfektion	360
ORBIS ORBI-Touch protect Händedes. (Arznei)	360
ORBIS ORBI-Touch protect Händedes. HD+	360
ORBIS ORBI-Touch protect Händedes.-gel	360
ORBIS ORBI-Touch protect Hautschutzcreme	369
ORBIS ORBI-Touch Spender 1000	374
ORBIS ORBI-Touch Supreme	397
ORBIS ORBI-Touch Vinyl PF	398
ORBIS ORBI-Touch works	398
ORBIS ORBI-Wipes	356
ORBIS ORBI-Wipes Mikrovliest. (Box), ungetr.	355
ORBIS ORBI-Wipes Mikrovliest. (Rollen), ungetr.	356
ORBIS ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt	356
ORBIS Pinselansätze	336
ORBIS Pinselset	336
ORBIS Präparatespender	374
ORBIS PROTECT finish	125
ORBIS Retentionsringe	21
ORBIS Rotmarderpinsel	337
ORBIS Sägeblätter für Modellsägen	23
ORBIS Sekundenkleber	24
ORBIS Serviettenhalter, farbig	380
ORBIS Serviettenketchen Metall	380
ORBIS Silikon Knetmasse	112
ORBIS Silikon Knetmasse Technik	112
ORBIS Silikon- und Wachstentspanner	106
ORBIS Silikon-Gussmanschette	101
ORBIS Silikon-Mischbecher	395
ORBIS Silikonspray	78, 107
ORBIS Sockelformer	27
ORBIS Sockelformer Split-Cast	27
ORBIS Split-Cast Basisplatte	27
ORBIS Stereo-Kopfbandlupe LED	387
ORBIS Strahlkorund	326
ORBIS Stumpfplack	26
ORBIS Tasterzirkel, nach Iwanson	342
ORBIS Technikzangen	344-345
ORBIS Teleskopkronenzange	346
ORBIS Tiefziehfolien	49
ORBIS Tray-Cleaner	362
ORBIS Tubenentleerer	400
ORBIS Universal Silikonhärter	112
ORBIS Unterfütterungsgerät 3S	132
ORBIS Vorbereitungswachs	73
ORBIS Wabenbrennguträger	259
ORBIS Wabenbrenngutr. mit Keramikst., rund	259
ORBIS Wachsdrähte	71
ORBIS Wachsmesser	328
ORBIS Wachspinsel	78, 337
ORBIS Wachspistolstäbe	71
ORBIS Wachsretentionen	71

Stichwortverzeichnis

ORBIS Wachsschablonen	71
ORBIS Zelltuch-Servietten	379
ORBI-Scan Stone ORBIS	201
ORBI-Sept Abformdesinfektion ORBIS	352
ORBI-Sept Bohrerbad ORBIS	353
ORBI-Sept Flächendes. - Konzentrat ORBIS	357
ORBI-Sept Flächendes. alkoholfrei ORBIS	359
ORBI-Sept Flächendes. NE ORBIS	358
ORBI-Sept Flächendesinfektion ORBIS	357
ORBI-Sept Flächendesinfektion Plus ORBIS	358
ORBI-Sept Instrumentendesinfektion ORBIS	361
ORBI-Sept Wet Wipes - alkoholfrei ORBIS	354
ORBI-Sept Wet Wipes L+ ORBIS	355
ORBI-Sept Wet Wipes ORBIS	354
ORBI-Serviettenhalter ORBIS	380
ORBI-S-Green Mundspülb. plastikfr. ORBIS	399
ORBI-Sil Scan ORBIS	195
ORBI-Steel Artikulationspinzette ORBIS	33
ORBI-Steel Teleskopkronenzange Mini ORBIS	346
ORBI-Steel Teleskopkronenz. Normal ORBIS	346
ORBI-Tec Knetmasse A85 ORBIS	112
ORBI-Touch care Hand- und Nagelbals. ORBIS	369
ORBI-Touch eco plus IC ORBIS	397
ORBI-Touch Handcreme ORBIS	369
ORBI-Touch Handwaschlotion ORBIS	361
ORBI-Touch nitril color ORBIS	397
ORBI-Touch nitril soft white ORBIS	397
ORBI-Touch protect Händedes. (Arznei) ORBIS	360
ORBI-Touch protect Händedes. HD+ ORBIS	360
ORBI-Touch protect Händedes. ORBIS	360
ORBI-Touch protect Händedes.-gel ORBIS	360
ORBI-Touch protect Hautschutzcreme ORBIS	369
ORBI-Touch Spender 1000 ORBIS	374
ORBI-Touch Supreme ORBIS	397
ORBI-Touch Vinyl PF ORBIS	398
ORBI-Touch works ORBIS	398
ORBI-Wipes Mikrovliest. (Box), ungetr. ORBIS	355
ORBI-Wipes Mikrovliest. (Rollen), ungetr. ORBIS	356
ORBI-Wipes ORBIS	356
ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt ORBIS	356
Ortholingual S DCL Seitenzahn	405
Orthotyp S DCL Seitenzahn	405
Orthotyp S PE Seitenzahn	404
Ostron 100	129
OVS II Opaker	134
Oxydens Clean-Set	61
Oxynon	103

P

Paladon 65	123
Paladur	118
Palamat Premium	472
Palapress	118
Palapress vario	118
Palaseal	126
Palatray XL	131
Palavit G	62
PalaXpress	120
PalaXtreme	120
Papier-Handtücher	378-384
Papier-Taschentücher	384
ParaPost	99
Pasta Flux	104
Pastenhärter	112, 115
Patientenabdeckung	379, 384
Patientenservietten	379, 384
Pattern Resin LS	62
PCU LED N2	486
PD Universal Lot	93
Perfecta Technikmaschinen	452
Perform Inkovac Gießkunststoff	122
Perlablast-Abstrahlmittel	326
Perma-dor Wurzelstifte	99
Pflegecremes	369-370
Pflegesprays	78, 107
Phonares II Frontzahn A-D-Farben	404
Phonares II Lingual Seitenzahn A-D-Farben	405
Phonares II Typ Seitenzahn A-D-Farben	405
Picosep	110
Pindex Laser P 113 L	420
Pindex-Handsäge PX 200	23
Pindex-Pins	22
Pinnacle Modellierwachs	77
Pins	20
Pinsel	336-338
Pinsel für Dentalkeramik	338
Pinselansätze ORBIS	336
Pinselset ORBIS	336
Pinzetten	33, 37
Plaquit	126
Plastercut Gipstrennscheiben	305

Plattenwachse	77
Platzhalterfolie	49
PMMA BioStar	160
PMMA Ronden	157-158
Polierbürste Calibris	318
Polierbürsten	317-320
Polierbürsten, Handstück	317-318
Poliereinheit ASP/PL 4	454
Poliereinheit WP-EX 3000 II	456
Polierer	59, 310-316
Polierer montiert/unmontiert	312-316
Polierer, diamantiert	313-314
Polierer, Gummi	311
Poliermotor PL 3	454
Polierpaste Nr. 513 beige	324
Polierpaste Opal L.Nr. 520	324
Polierpasten	322-325
Polierscheiben	59
Polierschwabbeln	321
Polierst	61
Polierspitzenträger	305, 310-311
Poliertröge	456
Poliresin	325
Poliret Classic Poliereinheit	455
Poliret Mini Poliereinheit	454
Poliret Poliereinheit	455
Poliret Twin Poliereinheit	455
Polisoft	311
Polycure	488
Polymat Polymerisationsgerät	472
Polymax	471
Polymax 5	471
Polymerisationslampen	486-488, 494-495
Präparatespender	377
Präparatespender KH	376
Präparatespender KHN Touchless	377
Präparatespender ORBIS	374
Prepon Wachs	69
Presse WW-33	470
Presto Aqua II Laborturbine	453
Prima Rock	11
ProArt CAD Model	174
ProArt CAD Splint	173
ProArt CAD Transfer	174
ProArt CAD Try-In	173
ProArt CAD Wax blue	173
ProArt CAD Wax yellow	173
ProArt Print Model	214
ProArt Print Splint	214
ProArt Print Wax	214
ProBase Cold	121
ProBase Hot	123
Profibase	131
Profix Allzwecktücher	384
Programat CS2 Brenn- und Kristallisationsofen	477
Programat CS3 Glasur- und Kristallisationsofen	478
Programat CS4 Sinter-, Kristallisations- und Glasurofen	478
Programat Dosto-Tray	480
Programat EP 3010 Brenn- und Pressofen	476
Programat EP 5010 Brenn- und Pressofen	477
Programat P310	478
Programat P510	479
Programat P710	479
Programat S1 1600 Sinterofen	480
Programat Vakuumpumpe VP 5	480
PrograPrint Clean Reinigungsgerät	467, 495
PrograPrint Cure	488, 495
PrograPrint PR5	495
Promanum Pure	367
Protar evo	30-31
Protar Kontrollplatten	31
PROTect finish ORBIS	125
Prothesenboxen	392-394
Prothesen-Finish	125
Prothesenlacke	125-126
Prothesenreiniger	368, 372, 465
Prothesen-Reinigungsbürsten	400
Prothesenunterfütterung	127-128, 132
Protho Box	393
Protho-Clean	368
Proto-Cam Schutzbrille	389
Proto-Cam Smart	389
Prototfresh Reinigungsgerät	465
Pumpe, Kanister	373
Pumpen	476
Puna II Feinstrahlgerät	443
Punktstrahlgerät P-G 400	441
Putztücher	380-384

Q

Q Basic Technikmaschinen	450
Q Mobile	449
Q Profi Technikmaschine	450
Qube II Technikmaschine	451
Quick Magic Clean Mini	466
Quick-Box	394

R

Rainbow Anmischplatte	261
Rapidi Modelliermesser	339
Rapid-Ringless-System	104
Registrier - Sets	32
Reinigen	461-467
Reinigungsbürsten	318
Reinigungsmittel	13, 61, 357- 363, 367, 466
Reinigungsset für Cerec MC XL Spannzangen	224
Resilit-S	121
Resimix-Becher	395
Retentionsringe ORBIS	21
Retocast I Induktions-Gusschleuder	438
Retocast-T	438
Retomat Vorwärmöfen	434
Retomix	412
Retomix Easy	412
Riffelinstrumente	334
Rim Former	76
Ringlupenleuchte LED Flex	502
Robinson-Bürstchen	320
Rocatec	149
Roeko Protecta Quick non Latex	386
Rohlinge 3M	154
Rohlinge Dentsply De Trey	155-158
Rohlinge GC	159
Rohlinge Hinrichs	160-162
Rohlinge IvoclarVivadent technical	163-174
Rohlinge KaVo	175
Rohlinge Metoxit	176
Rohlinge Planmeca	177-178
Rohlinge Scheu	179
Rohlinge Sirona	180-181
Rohlinge Vita	182-192
Rohlinge Voco	193-194
Ronden	172
Rotmarderpinsel ORBIS	337
Rotogrind Mini	417
Rotogrind NT	416
Rotogrind NT KFO	417
Rührbecher	413
Rührbecher Für Vacuret & Retomix	413
Rührgerät	412
Rundmagnete	27
Ruscher, Lötmasse	86
Rüttler	415
Rüttler D-R 644	415
Rüttler KV	415

S

S1 Basic Fräsgerät	490
S2 Profi Fräsgerät	491
S3 Master Fräsgerät	491
Sägeblätter	23
Sägeblätter für Modellsägen ORBIS	23
Sägen	23
SAM Artikulatoren	30
SAM Axioquick III Transferbogenkit AX	32
SAM Axioquick III Transferbogenkit NT	32
SAM Montageplatten	30
Sanduret Strahlgeräte	442
Saphir Polierpaste	325
Scheibenträger	305, 310-311
Scheren	348
Scheu-Anker	97
Schieblehre Zürcher Modell	343
Schleifbox	429
Schleifer	223
Schleifkörper	220-223, 309
Schleifpapier	310
Schleifscheiben	419
Schleifscheiben, Reitel	417
Schleifsteine	308-309
Schmalbürsten	320
Schmelzmulden	95
Schmelzpaket	439
Schmelzriegel und Einsätze	95
Schnarchtherapie	56

Stichwortverzeichnis

Schneidezangen	345
Schnelltaster E110D	343
Schutzbrillen	389-391
Schutzlacke	130
Schutzmasken	385-386
Schutzumhänge für Patienten	379
Schwabbeln	321
Schweißgerät 160 N	440
Scott Natura Handtücher	381
Seifen	361-362, 366
Seitenschneider HM	347
Sekundenkleber	24- 25
Sekundenkleber ORBIS	24
Sensiva Protective Emulsion	370
Separating-Fluid	110
Serviettenhalter	380
Serviettenhalter, farbig ORBIS	380
Serviettenkettchen Metall ORBIS	380
Shaded PMMA Disks	158
Shofu Zähne	406
Sidomix II Dosier- und Mischgerät	422
Signum ceramic bond	142, 150
Signum composite	142
Signum connector	142, 149
Signum insulating gel	110, 142
Signum liquid	142
Signum metal bond	142, 150
Silagum-Comfort	128
Silensor-sl, Antischnarchgerät	56
Silent Compact	430
Silent Compact CAM	430
Silent EC2 Zweiplatzabsaugung	432
Silent powerCAM EC	430
Silent TC	431
Silent TC2	431
Silent TS Absaugung	430
Silent TS2 Absaugung	431
Silent V4 Absaugung	432
Siliform	41
Silikon Knetmasse ORBIS	112
Silikon Knetmasse Technik ORBIS	112
Silikon- und Wachsentspanner ORBIS	106
Silikone 37, 40-42, 112-115, 141, 195, 203-204	
Silikon-Gussmanschette ORBIS	101
Silikon-Isoliermittel	109
Silikon-Mischbecher ORBIS	395
Silikonspray ORBIS	78, 107
Silky Rock	12
Sinfony Enamel-Effekt Massen	135
Sinfony Flüssigkeiten	135
Sinfony Intensiv-Opaquer	135
Sinfony Massen	135
Sinfony Transpa-Opal Massen	135
Skalpelle	339
Skalpelle-Ex / Pin-Clipper	349
Slim Polierbürste	320
Smartair evo Einzelplatzabsaugung	427
Smartair evo mobile Einzelplatzabsaugung	427
Smart-Pin	22
Smoothex	106
Snow White Plaster No. 2	12
Sockelformer ORBIS	27
Sockelformer Split-Cast ORBIS	27
Sockelgipse	6-8
Sof-Tray Sheets	56
Sokol Nylon-Super-Separierscheiben	306
SolFlex 170 3D-Drucker	496
Solidex Massen	145
Solidex Metal Photo Primer	150
Solidex Pinselgriff + Spitzen	145
Solidex Retentionsperlen	151
Solidex Solibond	150
Solidilite V	489
Sonorex Ultraschallgeräte	461
Sonorex Zubehör	461-462
Sonstige Instrumente	348-349
Sonstige Laborgeräte	505
Sonstiges	396-400
Sonstiges / Zubehör	220, 224
Spatel	16, 334, 340-341
Speed-Labolight	487
Speikodent Basisplatten, Löffelplatten	131
Speikodent-Modellkästen Typ 1	394
Speikodent-Modellkästen Typ 2	394
Speikorange	368
Spender, Becher	400
Spender, Handtücher	379, 382-384
Spender, Präparate	374-377
Spezialbürste für Modellguss	319
Spezial-Edelkorund	326
Spezial-Rundlochbürste	320
Split-Cast Basisplatte ORBIS	27
Split-Cast Sockelsystem	28
Splitcast-Technik	27

Spray für Prothesen	125
Spreader Tips	19
Sprühdesinfektion	358, 362-365
Sprühflaschen	373
Sprühköpfe	373
Spülbecher	399
SR Connect	144
SR Gel	144
SR Ivocap High-Impact	123
SR Link	149
SR Modellierliquid	144
SR Retentionsperlen	149
SR Vivodent CAD Multi	171
SR-Ivonen	129
Stabiloplast	62
Stain-Mix Anmischplatte	261
Stammopur	371-372
Starloy	90
Steamy Mini	459
Stereo-Kopfbandlupe LED ORBIS	387
Stereomikroskop	503
Stereo-Zoom Mikroskop 33270	503
Steribim Super	325
StoneBite scan	203
Strahlautomat D-G 16S2	441
Strahlgerät D-H 22 S	441
Strahlkorund ORBIS	326
Strahlmittel	326
Streifenträger	305, 310-311
Structur CAD	194
Stumpflack	26
Stumpflack ORBIS	26
Stumpfmaterial	88, 100, 221
Style Ceram Add-On	237
Style Ceram Bleach	237
Style Ceram Cervical Transpa	236
Style Ceram Gingiva	237
Style Ceram Gingiva Kit	233
Style Ceram Impulse Kit	234
Style Ceram Intensive Pulver Opaquer 870	235
Style Ceram Keramikmassen	234
Style Ceram Mamelon	235
Style Ceram Margin / Intensive Margin	235
Style Ceram Modellierliquids	238
Style Ceram Occlusal Dentin	236
Style Ceram One	237
Style Ceram Opal Effect	236
Style Ceram Special Incisal	236
Style Ceram Starter Kit A-D	233
Style Ceram Transpa	235
Sublite V	489
Super AcRylic Polierer	316
Supergreenie	313
Superhartgipse	6-12
Super-Sep	111
Supersteam	459
Supradent-Wachs	75
Suprastone	12
Sympro Reinigungsgerät	466

T

Tabeo-1/M/Zirkon-100	481
Tabeo-1/S/Zirkon-100	482
Tabeo-2/M/Metal-120	482
Tabeo-2/M/Zirkon-120	482
Tabeo-2/S/Zirkon-120	482
Takanishi Kunsthaarpinsel	338
TarClean	372
Taschentücher	384
Taster	342
Tasterzirkel, nach Iwanson ORBIS	342
Tauchdesinfektion	352
Tauchhärter	45
Tauchwachs und Zubehör	64-66
Technik - Maschinen	446-452
Technikzangen ORBIS	344-345
Teleskopkronenzange	347
Teleskopkronenzange ORBIS	346
Teleskopkronenzange Teleflex	347
Telio CAD	172
Temp Print	209
Tetric CAD	168
Thermostop	104
Thomascolor	333
Thowax Cervicalwachs	69
Thowax Fräswachs	69
Thowax Modellierwachs	69
Thowax Unterziehwachs	69
TiBase	181
Tickomed 1	372
Tiefziehfolien	49-56

Tiefziehfolien ORBIS	49
Tiefziehgeräte	56, 468-469
Tiefziehtechnik	468-469
Tiefziehtechnik Zubehör	57-61
Tiegel und Einsätze	94-95
TITAN BioStar °2	160
TITAN BioStar °5	161
Top spin	420
Tork Advanced Handtücher	382
Tork Advanced Wischtuch	382-384
Tork Handtuchspender	384
Transferbögen	32
Transportboxen	393-394
Tray-Cleaner ORBIS	362
TrayPur D 16	368
Traypurol	368
Traypurol Tabs	368
Trennscheiben	304-307
Trichterformer	100
Trimmer	416-417
Trimmerscheiben	417
Trimmerscheiben Infinity	418
Trimmerscheiben Marathon	418
Trioblanc Prothesenbürste	400
Triton SLA	457
Tronada	460
Tubeausdrücker	400
Tubenentleerer ORBIS	400
Tücher zum Putzen	355- 356, 380-384
Turbinenanlagen	453
Twister Vakuummischgeräte	413-414

U

Ufi Gel	128
UHU Sekundenkleber	25
Ultimate XL Compact Technikmaschinen	449
Ultimate XL Torque Technikmaschinen	448
Ultraschall Reinigungsgerät	461-462
Ultraschallreiniger	371-372
Ultraschall-Reinigung	371-372, 461-465
Ultra-Trim Federschere	61
Umfüllhilfen	375
Unipol Polierpaste	322
Unisol W	111
Universal Polierpaste	325
Universal Primer	151
Universal Silikonhärter ORBIS	112
Universalinstrument	339
Universal-Präparatespender Touchless	377
Universalreiniger	371-372
Unterfütterung	127-128
Unterfütterungsgerät 3S ORBIS	132
Unterfütterungsgeräte	132
Untergestell	473
Untersuchungshandschuhe	397-398

V

V60 i-Line	483
Vacumat 6000	483
Vacuret Digit	413
Vakuum Anmischer	412- 413
Vakuummischgerät	412-413
Vakuum-Mischgerät D-VM 18	412
Vakuumpumpe Universal für Keramiköfen	476
Vakuumpumpen	476
Vakuumpumpen VP	480
Vario basic	443
Vario E	65
Vario-Dublierkuvetten	44
Vario-Hubtisch	429
Varseo XS	493
Varseo Zubehör-Set	206
VarseoVest P plus	89, 201
VarseoWax CAD/Cast	206
VarseoWax Model	207
VarseoWax Surgical Guide	206
VarseoWax Tray	207
Vel-Mix Stone	12
Velox	12
Veracia Frontzahn	406
Verblendsysteme	135, 142, 147, 251-255
Verblendtechnik / Lichtpolymerisation	486-489
Verbrauchsmaterialien 3D-Druck	206-219
Verbrauchsmaterialien CAD/CAM	195, 201-205
Verdünnner	26
Vernax	26
Verschlussstößel Graphit	95
Verschlussstößel Keramik S	95

Kapitelübersicht

Modellherstellung	1
Dublieren / Härten	2
Modellieren	3
Einbetten / Gießen / Löten	4
Isoliermassen / Knetmassen	5
Kunststofftechnik	6
CAD/CAM Rohlinge	7
Keramik	8
Oberflächenbearbeitung	9
Instrumente	10
Sonstiges	11
Zähne	12
Geräte	13



Artikulation - Occlusion	33-37	Handsägen	23
Artikulatoren	30-31	Modellmaterial	18
Ausblocken	29	Modellsockelformer	27-28
Bissregistrierung - Gesichtsbögen	32	Modellstifte	20-22
Gips	5-12	Sekundenkleber	24-25
Gipsabscheider - Gipszubehör	15-17	Stumpflack	27
Gipshärter und Gipslöser	13-14	Zahnfleischmasken	19

Infotabelle Gipse

Physikalische Daten und Anwendungsgebiete

1

Modellherstellung

Physikalische Daten	Occlu Artikulationsgips	Occlubaster	Occlumedanit	Orbi-Medanit S	Occluroc	Occlu-Superstone	Occludur	Occlu Sockelgips	Orbi-Scan Stone	Occlustone Premium
Gipstyp (N=Natur / S=Synthetischer)	S 2	N 2	N 3	N 3	N 3	S 4	S 4	S 4	N 4	N 4
Gips-Wasser-Verhältnis	30 ml : 100 g	50 ml : 100 g	30 ml : 100 g	30 ml : 100 g	27 ml : 100 g	23 ml : 100 g	20 ml : 100 g	25 ml : 100 g	20 ml : 100 g	20 ml : 100 g
Verarbeitungszeit/Min.	2	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	3-4	4-6	7-10
Abbindezeit/Min.	3,5	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	6-8	9-11	8-14
Druckfestigkeit nach 1 h	20 MPa	12 MPa	24 MPa	23 MPa	40 MPa	45 MPa	60 MPa	40 MPa	60 MPa	52 MPa
Druckfestigkeit, trocken	30 MPa	17 MPa	50 MPa	60 MPa	70 MPa	75 MPa	85 MPa	65 MPa	90 MPa	110 MPa
Abbindeexpansion in % nach 2 h	0,04	0,18	0,14	0,14	0,14	0,10	0,10	0,06	0,06	0,07
Farbe	superweiß	naturweiß	weiß, gelb,blau	superweiß, gelb,blau	blau	superweiß	gelbbraun	weiß	elfenbein	goldbraun

N = Naturgips S = Synthetischer Gips

Anwendungsgebiete	Occlu Artikulationsgips	Occlubaster	Occlumedanit	Orbi-Medanit S	Occluroc	Occlu-Superstone	Occludur	Occlu Sockelgips	Orbi-Scan Stone	Occlustone Premium
Stumpf- bzw. Meistermodelle in der EM- / Nem-,VKM-Technik										
Einzelstümpfe, Zahnkränze und Kontrollmodelle										
Sockel für Meistermodelle bei Verwendung von Pin-Systemen und Dowelpins										
Frässockel, Vorwälle, Bissregistrierungen und Übertragungssockel										
Ausgießen von Hydrocolloidabdrücken										
Gegenbiss- und Arbeitsmodelle, Kunststofftechnik/KFO										
Fixieren von Situationsmodellen und Einokkludierung in der KFO-Technik										
Kunststoffprothetik: Bruchreparaturen, Unterfütterungen und Erweiterungen										
Situationsmodelle										
Artikulation										
scanfähig										

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
141656	58,95

Occlu Artikulationsgips, ORBIS Dental
Synthetischer Spezial-Artikulationsgips nach DIN 6873-3 (Klasse 3) zur Einartikulation der Modelle, zum Fixieren von KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwalle und Frassockel.

- Mischverhaltis (Wasser/Gips): 30 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 2 Min. Abbindezeit: 3,5 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 20 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 30 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,04 %



Karton 20 kg
wei

TOP

Occlubaster, ORBIS Dental
Alabastergips der Klasse 2 mit Hartgipszusatz zur Erweiterung der Anwendungsmoglichkeiten.

- Mischverhaltis (Wasser/Gips): 50 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5/6 Min
- Abbindezeit: 10/12 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 12 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 17 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,18 %



Eimer 10 kg
naturwei

131800	13,25
--------	-------

Sack 25 kg
naturwei

143336	23,65
--------	-------

TOP

Occlumedanit, ORBIS Dental
Modellgips (Naturgips) mittlerer Harte der Klasse 3 mit gutem Flievermogen.

- Mischverhaltis (Wasser/Gips): 30 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5/6 Min
- Abbindezeit: 10/12 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 24 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 50 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %



Eimer 10 kg
gelb
wei
blau

131808	22,45
131809	22,45
131807	22,45

Sack 25 kg
gelb
wei
blau

143337	37,75
143338	37,75
143339	37,75

TOP

OrbiMedanit S, ORBIS Dental
OrbiMedanit S
Ein Modellhartgips (Naturgips), besonders geeignet fur den Bereich der Prothetik und Kieferorthopadie. Durch seine superweie Farbe ist Orbi-Medanit S besonders fur KFO-Schaummodelle geeignet. DIN EN ISO 6873 - Typ 3

- Mischverhaltis (Wasser/Gips): 30 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5/6 Min
- Abbindezeit: 10/12 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 23 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 60 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %



Packung 10 kg
superwei
blau
gelb

240901	17,35
240903	17,35
240904	17,35

Sack 25 kg
superwei
blau
gelb

266840	29,65
266838	29,65
266839	29,65

TOP

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Occludur, ORBIS Dental
Synthetischer Superhartgips zur Herstellung von Stümpfen und Zahnkränzen für Sägemodelle nach EN ISO 6873-4 (Klasse 4).

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 20 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5/6 Min
- Abbindezeit: 10/12 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 60 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 85 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,10 %



Karton 20 kg
gelbbraun

143254 **87,75**

TOP

Occluroc, ORBIS Dental
Natur-Spezialhartgips der Klasse 3 mit großer Härte und sehr guter Oberflächenwiedergabe.

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 27 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5/6 Min
- Abbindezeit: 10/12 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 40 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 70 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %



Sack 25 kg
blau

143341 **48,85**

TOP

Occlu Sockelgips, ORBIS Dental
Synthetischer Superhart-Sockelgips nach EN ISO 6873-4 (Klasse 4). Speziell zum Sockeln von Zahnkränzen (z. B. für Pin-dex-Modelle).

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 25 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 3/4 Min
- Abbindezeit: 6/8 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 40 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 65 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,0



Karton 20 kg
weiß

141657 **62,50**

TOP

Occlustone Premium, ORBIS Dental
Goldbrauner Natur-Superhartgips der Klasse 4 zur Herstellung von außergewöhnlich harten und glatten Stumpf- und Arbeitsmodellen.

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 20 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 7 - 10 Min
- Abbindezeit: 8 - 14 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 52 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 110 MPa



Packung 25 kg
goldbraun

262348 **95,95**

TOP

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143349	97,95

Occlu Superstone, ORBIS Dental
 Synthetischer Superhartgips für die Präzisionstechnik nach EN ISO 6873-4 (Klasse 4). Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen.



Karton 25 kg
weiß

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 23 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5/6 Min
- Abbindezeit: 10-12 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 45 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 75 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,10 %

TOP

Artikulationsgips natur, ERNST HINRICHS Dental
 Für Bissverschlüsselungen, Übertragungssockel und Frästechnik, fixieren von KFO-Sockeln, Bissregistrierungen, Vorwälle und Frässockel, geringe Expansion und ausgezeichnetes Stehvermögen.



Eimer 10 kg
naturweiß

39088 **29,77**

Sack 25 kg
naturweiß

39107 **52,37**

- Mischverhältnis: 100 g : 40 ml
- Verarbeitungszeit: 3 Min
- Abbindezeit: 4,5 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,04%
- Druckfestigkeit 30 MPa trocken

BegoStone plus, Bego
 Hochwertiger-Superhartgips der Klasse 4 zum Herstellen von Modellen für Inlays, Kronen, Brücken und Modellguss. BegoStone plus ist scanbar und somit für CAD / CAM Systeme geeignet.



Dose 5,0 kg
elfenbein

219818 **58,90**

Eimer 12,0 kg
elfenbein

219819 **80,90**

- Verarbeitungszeit: bei 20°C ca. 5 Min
- Abbindezeit: ca. 10 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,09%
- Druckfestigkeit n. 1 h: 60 MPa

Dr. Kühns Spezialgips, ERNST HINRICHS Dental
 Schnellabbindender, hochpräziser Spezialgips mit Pfefferminzduft. Naturgips Typ 2. Leicht zu verarbeiten, cremige Konsistenz und exakte Abformung bei geringster Abbindeexpansion. Anwendungsempfehlung: Abdruck, Artikulieren



Eimer 5 kg
rosa

63771 **17,30**

Sack 25 kg
rosa
weiß

63772 **52,37**

39108 **52,37**

- Mischverhältnis: 100 g : 50 ml
- Verarbeitungszeit: 1:30 Min
- Abbindezeit: 2:30 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,06%
- Druckfestigkeit 20 MPa

Esthetic-Base Gold, Dentona
 Spezial-Stumpfgips nach ISO 6873:2000, Typ 4, basierend auf spezieller Formulierung. Hochthixotrop und schnell entformbar. Schöne Optik, gute Focus- und HV-Werte bei der Oberflächendigitalisierung.



Packung

5 Kg

185436 **66,46**

25 Kg

184473 **219,18**

- Mischungsverhältnis: 100 : 20 ml
- Verarbeitungszeit: 9 - 10 Min
- Abbindezeit: 13 - 14 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,08%
- Druckfestigkeit n. 1 h: 80 N/mm²

GC Fujirock EP Classic, GC

Klasse 4 Superhartgips.

- Ausgezeichnete physikalische Eigenschaften
 - Kurze Anmischzeit (ca. 1 min.), längere Verarbeitungszeit
 - Kann bereits nach 30 Minuten entformt werden
 - Hochflüssige thixotrope Eigenschaften für eine präzise Reproduktion
 - Sofortige Stabilität für die perfekte Anpassung an die Prothese
- Mischverhältnis: 100 g : 20 ml
Abbindezeit: 8 Min.
Abbindeexpansion n. 2 h: 0,08%
Druckfestigkeit n. 1 h: 50 N/mm²



Eimer 5 kg

Golden Brown
Topaz Beige

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
193814	46,23
193818	50,90

Eimer 12 kg

Golden Brown²

193821	89,02
--------	-------

GC Fujirock EP Premium Line, GC

Fujirock EP Premium wurde speziell für anspruchsvolle und empfindliche Techniken, wie z.B. Implantatkonstruktionen und komplexe Vollkeramikrestaurationen, entwickelt. Die optimierte Zusammensetzung von Fujirock EP Premium und die verfeinerte Farbeinstellung machen diesen besonderen Superhartgips zur perfekten Wahl für zahlreiche Anwendungen.



Eimer 4,0 kg

Pastel Yellow
Polar White
Inca Brown
Titanium Grey

250973	41,72
250975	41,72
250976	41,72
250977	41,72

Eimer 11,0 kg

Pastel Yellow

250974	90,79
--------	-------

GC Base Stone, GC

GC Base Stone wurde entwickelt, um Arbeitsverhalten und Eigenschaften von GC Fujirock EP Classic & Premium Lines perfekt zu kombinieren. Dieser Gips ist der ideale Gips zum Sockeln der Zahnkränze, für Gegenbissmodelle und für Situationsmodelle. Lieferbar in den Farben Terracotta Red und Royal Blue.



Eimer 12 kg

Royal Blue
Terracotta Red

198312	55,37
17867	55,37

Hinridur, ERNST HINRICHS Dental

Durch ein Spezialverfahren hergestellt, hochwertiger Natur-Hartgips der Klasse 3. Große Härte und Kantfestigkeit bei geringer Expansion und guter Fließfähigkeit.

- Mischverhältnis: 100 g : 30 ml
- Verarbeitungszeit: 5 - 6 Min
- Abbindezeit: 10 bis 12 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,17%
- Druckfestigkeit 50 MPa trocken



Sack 25 kg

blau
gelb
grün
naturweiß

39099	30,65
39098	30,65
39100	30,65
39101	30,65

Hinristone Saphir, ERNST HINRICHS Dental

Ein extrem harter Spezialgips mit Snap-Set Effekt (lange Verarbeitungszeit).

Aufgrund dessen kann dieser Superhartgips bereits nach 30 Minuten entformt und umgehend weiter verarbeitet werden. Hinristone® Saphir zeichnet sich zudem durch ein cremiges Fließverhalten bei hoher Thixotropie und niedriger Expansion aus. Die außergewöhnlichen Farben sind aufgrund spezieller Compounds scanfähig. Anwendungsempfehlung:

- Stumpfmodelle
- Zahnkränze
- Sägeschnittmodelle
- Meistermodelle in EM/NEM und VMK-Technik
- Kontrollmodelle



Packung 4 x 5 kg

Farbe lichtgrau
Farbe elfenbein

261843	108,00
262681	108,00

Wasser/Gipsverhältnis: 20ml : 100g
Verarbeitungszeit (Min.): 6-7
Abbindezeit (Min.): 10,0 - 12,0
Abbindeexpansion in % nach 2 h : 0,08
Druckfestigkeit nach 1 h EN ISO 6873 (MPa) : 65
Druckfestigkeit, trocken (MPa) : 90

Unsere Topseller



Dentalgipse // Einbettmassen // Profident 2010 // Strahl- & Poliermittel // Dubliersilikone
Knetsilikone // Prothesenkunststoffe // Legierungen // Dublierzubehör // Gipsfiguren

Unsere CAD-CAM Systemwelt



HinriMill Fräsmaschinen // ProfiCAD // HinriPrint 3D-Drucker // 3D-Druckkunststoffe
HinriPart CAD // CoCr BioStar // Zirkon BioStar // Titan BioStar // HinriPrint Wash

Hinrizit, ERNST HINRICHS Dental

Doppelt gemahlener, sehr cremiger Modellhartgips aus speziell ausgesuchtem Naturgestein mit dauerhafter Volumenstabilität. Hohe Druckfestigkeit, glatte Oberflächen und eine exakte Passgenauigkeit. Hinrizit superweiß wird besonders für KFO-Arbeiten empfohlen.

- Mischverhältnis: 100 g : 30 ml
- Verarbeitungszeit: 5 - 6 Min
- Abbindezeit: 10 bis 12 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,13%
- Druckfestigkeit 60 MPa trocken



Sack 25 kg

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
39095	43,27
63764	43,27
39097	43,27

Laborit, ERNST HINRICHS Dental

Ein Modellhartgips mit hoher Druckfestigkeit und sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Die geringe Expansion, gute Fließigenschaften und Volumenbeständigkeit zeichnen diesen Naturgips aus.

- Mischverhältnis: 100 g : 30 ml
- Verarbeitungszeit: 5 - 6 Min
- Abbindezeit: 10 bis 12 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,14%
- Druckfestigkeit 58 MPa trocken



Eimer 5 kg

201451	14,37
--------	-------

Eimer 10 kg

244662	22,43
--------	-------

Sack 25 kg

39096	34,90
-------	-------

Hinristone 20, ERNST HINRICHS Dental

Ein universeller, cremiger Superhartgips mit thixotropen Fließigenschaften. Glatte Oberflächen, hervorragende Kantenstabilität bei geringster Expansion zeichnen diesen Naturgips aus. Geeignet für Implantat-, Sägeschnitt- und Meistermodelle.

Anwendungsempfehlung: Stumpfmodelle, Zahnkränze, Sägeschnittmodelle, Meistermodelle in EM/NEM und VMK-Technik, Kontrollmodelle.

NEU



Eimer 5 kg

13778	24,63
-------	-------

209297	23,77
--------	-------

Eimer 10kg

42713	48,10
-------	-------

226657	48,10
--------	-------

63350	48,10
-------	-------

Sack 25 kg

183833	110,43
--------	--------

39092	110,43
-------	--------

242863	112,20
--------	--------

39091	110,43
-------	--------

Wasser/Gipsverhältnis: 20ml : 100g

Verarbeitungszeit (Min.) : 6-7

Abbindezeit (Min.) : 12,0 - 14,0

Abbindeexpansion in % nach 2 h : 0,09

Druckfestigkeit nach 1 h EN ISO 6873 (MPa) : 60

Druckfestigkeit, trocken (MPa) : 90

HinriDie grün, ERNST HINRICHS Dental

HinriDie besteht aus amerikanischen Grundstoffen und wird aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und Kantenstabilität für anspruchsvolle prothetische Arbeiten bevorzugt. Die erhöhte Expansion gleicht Kontraktionen anderer Werkstoffe aus.

Anwendungsempfehlung: Stumpfmodelle, Zahnkränze, Sägeschnittmodelle, Meistermodelle, Kontrollmodelle, Arbeitsmodelle, Gebissmodelle und Kunststofftechnik.

NEU



Karton 22,7 kg

281166	121,58
--------	--------

Moldabaster, Kulzer

Moldabaster ist gut mit Moldano mischbar und eignet sich so hervorragend zum Einbetten von totalen und partiellen Prothesen, Kunststoffkronen, Brückenprovisorien sowie für preiswerte Reparaturmodelle. Schnelle Anmischbarkeit, sehr gutes Fließvermögen, geringe Expansion und schnelle Abbindung.



Sack 25 kg
weiß

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
60831	41,20

Moldabaster S, Kulzer

Spezial Alabastergips der Klasse 2, zum Einartikulieren, zum Einbetten in der Totalprothetik, für Anschauungsmodelle im Bereich der Prothetik und KFO. Schnelle Anmischbarkeit, hervorragendes Fließvermögen bei hoher Blasenfreiheit, geringe Expansionswerte.



Sack 25 kg
weiß

60832	41,20
-------	-------

- Mischverhältnis: 100 g : 45 / 55 ml
- Verarbeitungszeit: 4 Min
- Abbindezeit: 10 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,2%

Moldano, Kulzer

Modell-Hartgips der Klasse 3 für die vielfältigsten zahntechnischen Arbeiten. Cremige, gießfähige Konsistenz, schnelle Erhärtung, volumenbeständig, hohe Härte und Kantenfestigkeit, homogene Oberflächenglätte.



Beutel 4,5 kg
blau
ab 4 Beuteln

60833	16,00
	14,40

Sack 25 kg
blau
weiß

60834	51,70
37351	54,10

- Mischverhältnis: 100 g : 30 ml
- Verarbeitungszeit: 3 Min
- Abbindezeit: 11 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,17%

Moldastone, Kulzer

Thixotroper Superhartgips der Klasse 4. Für Meistermodelle in der K+B-, Inlay / Onlay- und in der partiellen Prothetik (Modellguss).



Beutel 4,5 kg
hellbraun

83704	23,25
-------	-------

Mischungsverhältnis Wasser : Gips = 20 ml : 100 g,
Druckfestigkeit trocken: 54 MPa,
Abbindezeit: ca. 11 Minuten,
Abbindeexpansion: 0,09 %.
Farbe: Hellbraun.

- Ausgießen von bis zu 3 Abformungen
- Hohe Dimensionsstabilität, niedrige Expansion
- Zügige Aushärtung nach Ende der Verarbeitung
- Beim Rütteln sehr dünnfließend
- Blasenfreie und detailgenaue Modelle

Prima Rock, Whip Mix

Feinfließender, kantenstabiler Natur-Superhartgips der Klasse 4 für Stumpf- und Sägeschnittmodelle. Verträglich mit allen Abdruckmassen.



Karton 120 x 70 g Beutel
gelb

87679	137,90
-------	--------

Karton 11 kg
gelb

86617	83,90
-------	-------

Karton 25 kg
gelb


33390	91,80
-------	-------

- Mischverhältnis: 100 g : 20 ml
- Verarbeitungszeit: 6 - 8 Min
- Abbindeexpansion: 0,13%
- Druckfestigkeit n. 1 h: 59 MPa / Trocken: 117 MPa

Silky Rock, Whip Mix

Superhartgips der Klasse 4 zum Ausgießen aller Abdruckmaterialien mit sehr geringer Abbindeexpansion. Außergewöhnliche Härte, hohe Abriebfestigkeit, seidenglatte Oberfläche, leichtes Isolieren und Modellieren.

- Mischverhältnis: 100 g : 23 ml
- Verarbeitungszeit: 3 - 6 Min
- Abbindeexpansion: 0,09%
- Druckfestigkeit n. 1 h: 41 MPa / Trocken: 90 MPa



Karton 25 kg

gelb
weiß

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
56864	34,14
56865	34,14

Snow White Plaster No. 2, Kerr

Spezial Artikulations- und Abdruckgips der Klasse 1 mit angenehmem Geschmack, ebenfalls zur Bisskontrolle geeignet.

- Mischverhältnis: 100 g : 94 ml
- Verarbeitungszeit: 2 Min
- Abbindezeit: 3 bis 5 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,12%
- Druckfestigkeit n. 1 h: 15 N/mm²



Eimer 4,5 kg

weiß

73250	34,14
-------	--------------

Karton 20 kg

weiß

85727	89,44
-------	--------------

Suprastone, Kerr

Natur-Superhartgips der Klasse 4 zur Herstellung von außergewöhnlich harten und glatten Stumpf- und Arbeitsmodellen sowie für Modellguss.

- Mischverhältnis: 100 g : 20 ml
- Verarbeitungszeit: 7 bis 10 Min
- Abbindezeit: 8 bis 10 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,07%
- Druckfestigkeit n. 1 h: 52 N/mm²



Eimer 6 kg

gelb
hellgrün

89169	54,99
86663	54,99

Eimer 25 kg

gelb
hellgrün

89170	131,60
86664	131,60

Vel-Mix Stone, Kerr

Natur-Superhartgips der Klasse 4 zur Herstellung von Meistermodellen, zur Stumpferstellung und für Modelle für Modellguss. Sahnige Konsistenz und hervorragendes Fließvermögen.

- Mischverhältnis: 100 g : 22 ml
- Verarbeitungszeit: 7 bis 10 Min
- Abbindezeit: 8 bis 10 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,08%
- Druckfestigkeit n. 1 h: 34 N/mm²



Eimer 6 kg

rosa
weiß

73756	47,57
73757	47,57

Eimer 25 kg

rosa
weiß

85739	119,58
85740	119,58

Velox, ERNST HINRICHS Dental

Modellgips Typ 2.

Aus reinem Alabaster des Harzes, volumenbeständig, mit 25% Hartgipsanteil, ein Material mit kontrollierter Expansion für den Praktiker.

- Mischverhältnis: 100 g : 50 ml
- Verarbeitungszeit: 5 - 6 Min
- Abbindezeit: 10 bis 12 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,15%
- Druckfestigkeit 20 MPa trocken



Sack 25 kg

naturweiß

39103	21,57
-------	--------------

Gipshärter und Gipslöser

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
261991	27,75

Gipslöser, ORBIS Dental

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger mit Aktivindikator, kurze Einwirkzeiten. Entfernt Gipse und gipsgebundene Einbettmassen von Prothesen, Abdrucklöffeln, Vakuum-Mischbechern, Küvetten sowie Gußwerkstücken, auch an schwer zugänglichen Stellen. Kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden.

- PH-neutral

TOP



Kanister 2 Liter

Gipsabbindebeschleuniger, ERNST HINRICHS Dental

Abbindebeschleuniger für alle Gipse und gipsgebundenen Einbettmassen. Dem Anrührwasser wird, je nach der anzurührenden Menge, 1-10 g Pulver beigemischt und anschließend mit dem Gips gründlich verrührt.



Dose 1 kg

39115	12,17
-------	-------

GipsEx, Dreve

Chemischer Gipslöser zur Verwendung z. B. in der Kunststofftechnik. GipsEx ist besonders effektiv und somit zeitsparend beim Reinigen von Kunststoffprothesen, Anmischbechern usw. Zur Verwendung in Ultraschallgeräten geeignet



Flasche

1 Liter
2 x 1 Liter

48651	17,38
62172	34,76

Kanister 5 Liter

62173	77,55
-------	-------

Neutralgin, ERNST HINRICHS Dental

Zum Neutralisieren und Desinfizieren von Alginatabdrücken. Neutralgin verhindert das Austreten der Alginsäure und ergibt daher glatte Gipsmodelle. Die Isolierflüssigkeit kann für alle Alginatarten verwendet werden.

NEU



Pumpsprayflasche, 250 ml

Kanister, 5000 ml

204253	17,90
--------	-------

237994	93,87
--------	-------



Spezialgipse für CAD/CAM finden Sie in unserem Katalog im Kapitel 7

Gipshärter und Gipslöser

1
Modellherstellung

Gipsmodellglänzer, ERNST HINRICHS Dental
Umweltfreundliche Imprägnierung für Gipsmodelle. Die Gipsmodelle erhalten durch das Modellglanzbad eine wasser-, fett- und staubabweisende sowie glänzende Oberfläche.

NEU



Kanister, 4500 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
215612	46,05

GO 2011 speed, Renfert
Gips- und Alginatlöser: Effizientes Entfernen von hartnäckigen Rückständen im Reinigungsbad, und besonders schnell im Ultraschallbad. Gebrauchsfertige Lösung im handlichen Kanister.



Kanister 2 Liter

251184	42,00
--------	-------

Gypsum Hardener, Whip Mix
Härtere Modelle und Stümpfe durch Anrühren des Gipses mit Gipshärter. Anwendung unverdünnt, oder im Verhältnis 1:1 mit destilliertem Wasser. Der Gipshärter ist frostsicher.



Kanister 5 Liter

25024	87,90
-------	-------



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Gipsabscheider – Gipszubehör

Mischbecher Flexibel, ORBIS Dental
 Vielfach bewährter Mischbecher für den sparsamen Ansatz von Dentalmaterialien. Aus speziellem, flexiblem Kunststoff, der ein restloses Entleeren des fertig gemischten Materials erlaubt. Überschüssiges Material lässt sich nach Aushärten sehr leicht entfernen.

- Latexfrei

TOP



Stück

klein, Ø 11,5 cm,
 Inhalt: ca. 300 ml

mittel, Ø 12,5 cm,
 Inhalt: ca. 500 ml

groß, Ø 14,0 cm,
 Inhalt: ca. 900 ml

X-groß, Ø 16,5 cm,
 Inhalt: ca. 1800 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

142664 4,45

142667 4,95

142671 6,65

142681 10,75

Gipsmesser, ORBIS Dental
 Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet.

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück

Nr. 6R, mit spitz zulaufender Klinge,
 Länge:14,5 cm

143243 6,95

Gipsmesser, ORBIS Dental
 Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet.

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück

Nr. 7R, mit gerader Klinge, Länge:14,5 cm

143244 6,95

Gipsmesser, ORBIS Dental
 Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet.

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück

Gritmann, mit gerader Klinge und Küvettenöffner,
 Länge: 16,5 cm

143245 6,95



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
 Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Gipsabscheider – Gipszubehör


1

Modellherstellung

Gipsspatel, ORBIS Dental
Spatel zum leichten und zügigen Anmischen von Gipsen.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück
Lichtenstein, gerade, 17cm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
145400	5,75

Gipsspatel, ORBIS Dental
Spatel zum leichten und zügigen Anmischen von Gipsen

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück
Roghe, S-förmig gebogen, abgerundet, 20 cm

145570	7,95
--------	------

Gipsschütte, ORBIS Dental
Gipsschaufeln aus Leichtmetall.

TOP



Stück
Inhalt 90 g, Gesamtlänge 18,5 cm

184561	3,45
--------	------

Stück
Inhalt 160 g, Gesamtlänge 21 cm

184560	4,65
--------	------

Dentabs, WTS

Die Tablette für den Gipsabscheider, bindet Gipse, Quarze und phosphatgebundene Einbettmassen. Verhindert den Verschluss von Abwasserrohren. Erleichtert die Reinigung des Abscheiders, vermindert den Fäulnisgeruch. Einfach mit dem beiliegenden Dosierkäfig in den Gipsabscheider einhängen. 1 Tablette reicht für ca. 1 Woche.



Probepackung
8 Tabs à 20 g, 1 Dosierkäfig

23754	21,00
-------	-------

Packung
12 Tabs à 20 g, 1 Dosierkäfig

16903	27,30
-------	-------

Packung
25 Tabs à 20 g, 1 Dosierkäfig

23755	56,30
-------	-------

Gipsabscheider – Gipszubehör

1

Modellherstellung

Gipsabscheider, BDT

Transparenter Behälter mit Folieneinsatz und Schnellverschluss. Die Transparenz des Gipsabscheiders ermöglicht eine Sichtkontrolle der Schlammhöhe. Mit dem Folieneinsatz ist ein einfaches und schnelles Reinigen gewährleistet.



Gipsabscheider

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

27852 236,00

Zubehör

Einsatzfolie, 25 Stück	27855	16,10
Ablaufschlauch flexibel	51296	53,90
Zulaufschlauch gerade	27853	17,60
Zulaufschlauch 90°	27854	21,89

Abmessungen:

- Höhe: 355 mm
- Durchmesser: 335 mm
- Auslaufhöhe: 245 mm
- Fassungsvermögen: 14 Liter
- *Zulaufanschluss 1 1/2"
- *Gewicht 2,1 kg

Wasserabsaugpumpe, BDT

Absaugpumpe zum unkomplizierten und schnellen Entfernen des Restwassers aus dem Gipsabscheider. Ausführung in Aluminium.



Stück

216734 105,00

Gesamtlänge:

- 480 mm

Hublänge:

- 135 mm

Fördervolumen:

- 100 ml / Hub

Gipsfanganlage KT 040, Freuding

Die Gipsfanganlage aus Vollkunststoff verhindert ein 'Zusetzen' der Abflussleitungen mit Gipsschlamm. Der große Behälter mit einer Mittelwand dient als Absatzbecken und wird zur Reinigung herausgenommen. Der kleine Behälter ersetzt den Siphon und dient so als Geruchsverschluss und zusätzlich als Wachsfang.



Stück

18885 219,00

Maße (B x H x T):

- 450 x 450 x 340 mm

Kompaktwaage EMB 2200-0, Kern & Sohn

Geeignet für den Einsatz als Gipswaage.

- Auto-Off-Funktion nach 3 Minuten
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Zuwiegefunktion
- Grosses Display
- Wägebereich bis 2,2 kg



Kompaktwaage EMB 2200-0

150075 57,00

Lieferumfang:
• ohne Netzteil

Netzadapter 230 V

142378 30,00

Abmessungen B x H x T:

- 170 x 39 x 244 mm

Ablesbarkeit:

- 1 Gramm

Gewicht:

- 750 g

Mirapont, Hager & Werken

Heller, hochpräziser Spezialkunststoff für Stümpfe und Modelle. Sehr dünn und leicht fließendes Material. Beide Flüssigkeiten (Komponenten A und B, Mischungsverhältnis 1:1) sind in 30 Sekunden angerührt. Zum Abformen aus Silikon, Alginat, reversiblen Hydrokolloid und Thermoplast. Nach 90 Minuten kann entformt, gesägt und beschliffen werden.

Mirapont Agent Plus isoliert Mirapont gegen Wachs, bzw. Polyether-, Polysulfidabformungen gegen Mirapont.



Packung
je 250 g Flüssigkeit A + B, 2 Dosierflaschen A + B, 200 ml Agent Plus, 50g Silifit, 5 Messbecher, 1 Anmischbecher mit Gießtülle, 2 große Anmischspatel, 5 kleine Anmischspatel, Einmalhandschuhe

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

42917 **164,00**

Flasche 200 ml
Mirapont Agent Plus

56677 **40,99**

Modralit 3K, Dreve

Modellstumpfmateriale auf Polyurethanbasis zur Herstellung von Präzisionsmodellen mit absolut dimensionsgetreuer und stabiler Wiedergabe. Modralit 3K ist aufgrund seiner Kantenfestigkeit hervorragend für die EM- und NEM-Technik geeignet und bietet sich vor allem bei Stufen- und Teilkronenpräparationen an.

- Gießbar und leichtfließend
- Exakt zeichnend
- Schrumpf ca. 0,07 %
- Kanten- und abrasionsfest
- Absolut dimensionsstabil
- Nach nur 1 Std. säg- und beschleifbar
- Mit handelsüblichen Lacken zu beschichten
- Farbe: elfenbein



Set
200 ml Basis, 100 ml Härter, 400 g Füllstoff, Zubehör

76168 **84,31**

Dose 400 g
Füllstoff

16769 **12,61**

Flasche
Basis 100 ml
Härter 100 ml
Separator 50 ml

23702 **28,55**

23701 **19,43**

23599 **23,25**

Vestogum, 3M

Zahnfleisch-Modellmaterial auf Polyetherbasis. Verwendbar für Kombinationsarbeiten, Teleskoparbeiten, Frontzahnbereich, Gestaltung unterschiedlicher Zahnängen, Farbkontrolle des Verblendmaterials, kontrollierte Modellation.



Packung
130 g Basis-Paste, 20 g Katalysator, Zubehör

80820 **46,87**

Easyform LC Gel, Detax

Gebrauchsfertiger Modellierkunststoff, lichthärtend, als Gel oder Paste, MMAfrei. Für multiple Indikationen, besonders für die Formgießtechnik. Verbrennt rückstandslos. Aufeinander abgestimmte Viskositäten von Gel und Paste für schnelles, präzises Arbeiten. Kein Polymerisationsverzug, hohe Endhärte und Stabilität. Kombinierbar mit konventionellem oder lichthärtendem Wachs. Optische Schichtstärkenkontrolle durch leichte Transparenz. Farbe: rot

Gel Direktapplikation aus der Dosierspritze, standfest, lässt sich beim Modellieren gut führen.

Paste Knetähnliche Konsistenz, leicht form- und modellierbar.



Standardpackung Gel
Spritzen 3 x 3 g, 10 Applikationsnadeln

218301 **61,80**

Standardpackung Paste
Dose 30 g

218410 **111,80**

Zahnfleischmasken

1

Modellherstellung

Esthetic Mask, Detax

Flexible Zahnfleischmaske auf A-Silikonbasis zur Anfertigung zahntechnischer Meister- und Sägemodelle, kalthärtend, dimensionsstabil, hochelastisch und besonders reißfest. Das Mischungsverhältnis von 1:1 erlaubt eine schnelle und bequeme Verarbeitung. Sehr gute Ästhetik durch gingivaähnliche Farbgebung. Esthetic-Mask ist besonders formstabil und reißfest (ca. 45 Shore A).

- Basis: gingiva / Katalysator: weiß



Set

je 50 ml Basis- und Katalysator, 15 ml Trennmittel, 2 Einmalspritzen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

21696 33,50

Packung

Separating Agent - Silikon-Trennmittel, Pumpspray mit 15 ml

146333 8,30

Implant Mask, Detax

Spezialsilikon, additionsvernetzend, zur Herstellung flexibler Zahnfleischmasken bei hochpräzisen Implantatarbeiten, leichtfließend, reißfest, dimensionsstabil. Gleichmäßiges Umfließen der Abdruckpfosten durch hohe Fließfähigkeit. In praktischen mini-mix-Handkartuschen zur Direktapplikation, ohne Mischpistole. Problemlos reponierbar durch optimale Elastizität. Hervorragend zu bearbeiten (schleifen, fräsen) durch hohe Endhärte, ca. 70 Shore A, Farbe: gingiva



Standardpackung

2 Kartuschen mini-mix 1:1 à 10 ml
6 Mischkanülen, hellgrün 1:1
15 ml Silikon-Trennmittel, Pumpspray

163392 23,00

Packung, 25 Stück

Automix 2 Mischkanülen hellgrün

165446 21,60

Gi-Mask, Coltène

Das hochpräzise Dental-Silikon, welches dank hervorragender Dimensionsstabilität die erfassten Informationen über Tage speichert und unverfälscht wiedergibt. Durch die außergewöhnliche Fließfähigkeit ist die lückenlose Erfassung der parodontalen Situation garantiert.



Kit

150 ml Basis, 18 ml Aktivator, 90 ml Separator, Misch- und Applikationszubehör

61139 97,23

Refill Kit

150 ml Basis, 18 ml Activator

61141 62,19

Flasche

Universal Separator 50 ml

196624 30,85

Gi-Mask Automix New Formula, Coltène

Für die präzise Erfassung des Zahnfleischverlaufes. Diese Zahnfleischmaske aus A-Silikon liefert alle Informationen für die exakte Gestaltung von Supra-Konstruktionen oder Gerüsten.



Starter Kit

2 x 50 ml Kartusche, 12 Mischdüsen gelb, 12 Applikationstips, 30 ml Separator

59046 81,05

Refill Kit

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischdüsen gelb, 12 Applikationstips

59073 56,02

Zubehör

Mischkanülen gelb 40 Stück

29039 36,77

Oral Tips, yellow, 100 Stück

29040 62,87

Modellstifte

ORBI-Pins für Zeiser-System, ORBIS Dental
 Pins für das bewährte System zur dimensionsgetreuen Modellherstellung.

TOP



Packung 1000 Stück
 Länge: 14,0 mm
 Kopflänge: 6,4 mm
 Ø 1,95 mm

Material Messing
 Länge 14,0 mm
 Kopflänge 6,4 mm
 Ø 1,95 mm
 Packung 1.000 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
266828	34,95

Modellstifte, ORBIS Dental
 Dowel-Pins ohne Steckstift, aus Messing. Die Stifte der Größe 2 passen auch für das Pindex-System.
 • Poliert

TOP



Packung 100 Stück
 Größe: 1

Packung 100 Stück
 Größe: 2

Packung 100 Stück
 Größe: 3

143189	4,45
--------	------

143190	4,45
--------	------

143191	5,20
--------	------

Modellstifte, mit Steckstift, ORBIS Dental
 Dowel-Pins mit feinem Steckstift, aus Messing.
 • Poliert

TOP



Packung 100 Stück
 Größe: 1
 Länge: 28,0 mm
 Ø 2,50 mm

Packung 100 Stück
 Größe: 2
 Länge: 28,0 mm
 Ø 3,25 mm

Packung 100 Stück
 Größe: 3
 Länge: 31,0 mm
 Ø 4,00 mm

143192	6,55
--------	------

143193	5,45
--------	------

143194	8,60
--------	------

Modellstifte, Bogenpin-Technik, ORBIS Dental
 Dowel-Pins mit feinem Steckstift, aus Messing. Für die Bogenpin-Technik.
 • Poliert

TOP



Packung 100 Stück
 Größe 2, spitze Steckvorrichtung

143290	13,85
--------	-------



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
 Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Retentionsringe, ORBIS Dental
 Außengezahnte Metallringe. Zum Verankern der Gipspartien zwischen und neben den herausnehmbaren Stümpfen des Sägeschnittmodells.
 • **Vernickelt**



Packung 1000 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143197	11,45

TOP

Bi-Pin, Renfert
 Hochglanzvernickelter Pin mit zwei Führungsstiften.
 Ø Kopf: 2,0 mm
 Pinbreite: max. 3,6 mm
 Stiftlänge: 13,5 und 17,5 mm



Packung 100 Stück

kurz mit Hülse 326-1000
 lang mit Hülse 346-1000

70611	23,00
70635	24,00

Packung 1000 Stück

kurz mit Hülse 326-2000
 kurz ohne Hülse 336-2000
 lang mit Hülse 346-2000
 lang ohne Hülse 353-3000

70613	183,50
75080	115,00
70636	190,00
70655	113,50

Bi-Pin mit Steckstift, Renfert
 Durch den Steckstift ist eine Fixierung im Abdruck vor dem Ausgießen möglich. Der lange Steckstift sorgt für einen ausreichenden Halt in der Abdruckmasse.
 Ø Kopf: 2,0 mm
 Pinbreite: max. 3,6 mm
 Stiftlänge: 13,5 und 17,5 mm



Packung 100 Stück

kurz mit Hülse 323-1000
 lang mit Hülse 343-1000
 lang ohne Hülse 352-1000

70598	37,00
70620	37,00
70645	25,50

Packung 1000 Stück

kurz mit Hülse 323-2000
 lang mit Hülse 343-2000
 lang ohne Hülse 352-3000

61138	315,00
70621	299,00
70646	209,00

Bi-V-Pin, Renfert
 Hochglanzvernickelter Pin mit zwei Führungsstiften. Präzise passende Metallhülse mit V-förmigem Profil für engere Positionierung.
 Ø Kopf: 2,0 mm
 Pinbreite: max. 3,6 mm
 Stiftlänge: 12,5 mm



Packung 100 Stück
 328-1000

20076	21,50
-------	-------

Packung 1000 Stück
 328-2000

20075	180,50
-------	--------

Bi-V-Pin mit Kunststoffhülse, Renfert
 Bi-V-Pins mit neuartiger Kunststoffhülse.
 • Spannungsfreies und Ruckfreies Abheben von Brückenkonstruktionen
 • Nur 1mm Friktionsweg vor dem Schlusssitz
 • Die Hülse passt sich dem jeweiligen Pin an und überbrückt damit Toleranzen



Packung 100 Stück
 329-1000

174116	19,00
--------	-------

Packung 1000 Stück
 329-2000

176045	159,50
--------	--------

Modellstifte

1

Modellherstellung

Smart-Pin, Renfert

Extrem schmale Pin-/Hülsenkombination. Für besonders enge Platzverhältnisse. Pinhöhe für niedrige Modellsöckel ermöglicht Gipseinsparung.



Packung 1000 Stück

Smart-Pin
Smart-Pin Metallhülse

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
74075	54,00
74085	54,00

Axiopin, Sam

Parallel Stufenpin-System für 1,6 mm Bohrungen. Pin-Befestigung mit Sekundenkleber.



Box

1.000 Pins, 1000 Hülsen

61008 132,00

Nachfüllpackung

1.000 Pins, 1000 Hülsen

27685 120,00

Pindex-Pins, Coltène

Spezialpins.



Packung 1000 Stück

PX112S Pin medium (16 mm) mit Kunststoffhülse schwarz

207397 115,05

Packung 1000 Stück

PX115 Pin kurz (10 mm) mit Kunststoffhülse

84021 115,05

Packung 1000 Stück

PX144 Selbstartikulierender Pin mit Hülse

84028 362,78

Packung 3 Stück

PX119 Pindex-Karbid Bohrer

84026 108,07

Dowel-Pins, Kulzer

Die Kulzer Pins sind sehr schlank und kurz und können auch bei schmalen Segmenten eingesetzt werden.

Konische Pins eignen sich für häufige Entnahme des Sägestumpfes.

Stufenpins mit Kunststoffhülse erleichtern wesentlich die Erstentnahme des Zahnkranzes vom Gipssockel.



Packung 1.000 Stück

Konische Pins
Metallhülsen
Stufenpins mit Kunststoffhülsen

60232 85,50

60236 88,10

36306 233,00

Packung 500 Stück

Retentionsringe

81519 7,05

Stück

Pinbohrer
Ø 1,6 mm, Schaft 3,0 mm

80184 8,75

Packung 6 Stück

Pinbohrer
Ø 1,6 mm, Schaft 3,0 mm

83693 50,00



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Modellsägen, ORBIS Dental
Stabile Modellsägen, mit Kunststoffummantelung, für Sägeblätter von 70 mm Länge.

- Handlich
- Robust

TOP



Stück
Form: abgewinkelt, Länge 175 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143200	9,45

Stück
Form: gerade, Länge 195 mm

143199	8,95
--------	------

Sägeblätter für Modellsägen, ORBIS Dental
für Modellsägen

TOP



Packung 12 Stück

Typ 179 (Gips), 0,12 x 3,0 x 70 mm

143255	7,65
--------	------

Typ 174 (Gips), 0,12 x 5,0 x 70 mm

143185	7,65
--------	------

Typ 172 (Kunststoff), 0,25 x 3,0 x 70 mm

143184	7,65
--------	------

Typ 175, 0,25 x 5,0 x 70 mm

143186	7,65
--------	------

Modellsäge, Yeti

Mit spezialgehärteten Sägeblättern.



Stück
Sägebogen

63550	37,10
-------	-------

Packung 12 Stück

Sägeblätter 0,18 mm x 3 mm

63549	10,70
-------	-------

Pindex-Handsäge PX 200, Coltène

Mit anatomisch geformtem Griff und abgewinkelttem Sägebogen. Freie Sicht, sicheres Arbeiten. Für Links- und Rechtshänder geeignet.



Packung
Säge mit je 12 Sägeblättern
0,18 mm und 0,25 mm

85220	121,83
-------	--------

Packung 100 Stück

PX301 Sägeblätter 0,18 mm

88710	107,19
-------	--------

PX302 Sägeblätter 0,25 mm

88711	107,19
-------	--------



ORBIS°-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Sekundenkleber

Sekundenkleber, ORBIS Dental
 Cyanoacrylat-Kleber mittlerer Viskosität. Klebt nassen und trockenen Gips spaltfrei. Geeignet zur Reparatur von angebrochenen Zähnen, gebrochenen Gips- und Einbettmassenmodellen, sowie für Metall, Glas und Keramik.
 • **Kühl lagern!**
 • **Haut- und Augenkontakt vermeiden**

TOP



**Flasche 10 ml
 ab 6 Flaschen**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143309	3,25 2,95

Sekundenkleber, ORBIS Dental
 Cyanoacrylat-Kleber mittlerer Viskosität. Klebt nassen und trockenen Gips spaltfrei. Geeignet zur Reparatur von angebrochenen Zähnen, gebrochenen Gips- und Einbettmassenmodellen, sowie für Metall, Glas und Keramik.
 • **Kühl lagern!**
 • **Haut- und Augenkontakt vermeiden**

TOP



**Packung
 5 x 2 g Pipetten**

185947	10,45
--------	-------

Liquicol, Renfert
 Extrem dünnflüssiger Spezialkleber zum Versiegeln von Gipsmodellen. Geringste Schichtbildung. Härtung der Oberflächen von Stümpfen, Kieferkämme und Antagonisten.
 Glättung von rauen Modellbereichen.



**Packung
 2 x 20 g Flaschen**

89059	29,00
-------	-------

Loctite 496, Loctite
 Klebt Metall mit Metall, Keramik untereinander oder mit Metall.



Flasche 20 g

58700	24,23
-------	-------

Sekundenkleber 1733, Renfert
1733-0100 / 1733-0050
Der Universelle
 Universell einsetzbarer Sekundenkleber für Gips, Metall, Kunststoff und Keramik.

1733-2000 / 1733-2050
Der Kraftvolle
 Schnell abbindender Sekundenkleber für Gips, Metall, Kunststoff und Keramik.



Packung 6 x 5 g

1733-0100	256644	33,50
1733-0050	256640	23,50

Packung 6 x 10 g

1733-2000	256646	33,50
1733-2050	256643	23,50

Sekundenkleber

Sekundenkleber 1733 G, Renfert

Geruchsneutraler Spezialkleber zum Kleben von Gips, Metall, Kunststoff und Keramik.



Packung 6 x 10 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
256645	48,50

UHU Sekundenkleber, Uhu

Extrem starker Sekundenkleber

- Feine Dosierspitze für punktgenaues Dosieren
- Fließt in kleinste Ecken und Spalten
- Standsicherer und stoßfester Container



Pipette 10 g

26601	11,24
-------	-------

Stumpflack

1

Modellherstellung

Stumpflack, ORBIS Dental

Präziser Stumpflack, kratzfest, schnell-trocknend, sehr abdampfesistent. Die farbigen Varianten sind auf allen gängigen Gipsen sehr gut erkennbar.

Der Verdüner dient zum Wiederherstellen der ursprünglichen Konsistenz. Nur tropfenweise zugeben. Der Hardener dient zur Härtung von Gipsstümpfen und Kanten sowie als Basisgrundierung für den Stumpflack zur Erhöhung der Haftung.



Flasche 20 ml

blau, 10µ
rot, 8µ
silber, 13µ
transparent, 3-5µ

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

150103 **8,60**
150104 **8,60**
150101 **8,60**
150102 **8,60**

Flasche 20 ml

Verdüner
Hardener

150100 **7,85**
161969 **10,25**

TOP

Blue Marker, Yeti

Punktgenaues Erkennen und gezieltes Beseitigen von Früh- oder Störkontakten beim Aufpassen von Kronen, Inlays, Geschiebeteilen.

- Dünn und gleichmäßig aufzutragen
- Schnelltrocknend und deckend
- Haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff
- 100% wasserlöslich



Flasche 20 ml

Blue Marker

267228 **17,50**

Clear Spacer, Yeti

Auf den gesamten Gipsstumpf auch unterhalb der Präparationsgrenze auftragen. 3 my Schichtauftrag auf trockenem Gips

- Versiegeln der Stumpfoberfläche
- Grundierung zur chemischen Verbindung mit weiteren Stumpflacken



Flasche 18 ml

Clear Spacer 3 µm

265951 **18,50**

Die Hardener, Yeti

Zieht vollständig in den Gips ein. Kein Schichtauftrag.

- Härtet, versiegelt und glättet die Gipsoberfläche
- Schutz vor mechanischen Belastungen
- Beste Ergebnisse bei Anwendung vor dem Dublieren
- Schmutz- und wasserabweisend



Flasche 18 ml

265311 **14,50**

Die Spacer, Yeti

Stumpflack mit verschiedenen Schichtstärken, abdampfsicher und kratzfest. Farbliche Kontraste der Spacer erleichtern den gleichmäßigen Schichtauftrag.

• Thinner

Universalverdünner für die Stumpflacke. Wiederherstellung der ursprünglichen Konsistenz.



Flasche 18 ml

dentin / 10 µm
gelb / 7 µm
gold / 13 µm
silber / 13 µm
blau 10 µm
Thinner

266487 **18,50**
267863 **18,50**
267865 **18,50**
266196 **18,50**
265312 **18,50**
265045 **14,50**

Vernax, Hager & Werken

Distanzlack für Stümpfe. Gleichmäßiger Film von 8-10 µ, unlöslich gegen alle Isoliermittel und gegen Abdampfen. Hitzebeständig beim Tiefziehen und Tauchwachsen, schnelltrocknend. Mit Aceton sauber zu entfernen.

• Vernax 100

100 % Feinsilber von genau normierter Korngröße.

• Vernax S/Vernax G

Enthält Metallpulver von genau genormter Korngröße.



Flasche 20 ml

Vernax 100
Vernax G
Vernax S
Vernax Colloid Graphit

30777 **41,40**
46833 **26,50**
46832 **26,50**
63181 **30,50**

Flasche 20 ml

Verdüner

46835 **23,50**

Modellsockelformer

Magnet-Split-System, ORBIS Dental

Das System besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettöpfen aus verzinktem Metall und Haftscheiben mit zirkulär verlaufender Retentionsrinne. Passend für alle gängigen Split-Cast-Systeme.

TOP



Packung 10 Stück

Rundmagnete Ø 20 x 6 mm
Magnettöpfe, Außen Ø 25 mm
Haftscheiben Ø 25 mm, gerändelt

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
180456	4,45
180464	6,75
180526	5,45

Packung 100 Stück

Rundmagnete Ø 20 x 6 mm
Magnettöpfe, Außen Ø 25 mm
Haftscheiben Ø 25 mm, gerändelt

147070	31,95
147073	47,95
147074	42,95

Sockelformer, ORBIS Dental

Elastischer Sockelformer für die saubere und schnelle Modellherstellung. Der Sockelformer gewährleistet eine leichte Entformung der Modelle. Das Material ist robust und pflegeleicht.

- Form 1, klein: Innenmaß 75 x 56 x 14 mm
- Form 1, groß: Innenmaß 80 x 60 x 13 mm

TOP



Stück

Form 1, klein
Form 1, groß

100512	5,45
187588	5,45

Sockelformer Split-Cast, ORBIS Dental

Elastischer Sockelformer für die saubere und schnelle Modellherstellung, speziell für die einfache Split-Cast-Technik. Aus elastischem Gummi, robust und pflegeleicht

- Form 2, Oberkiefer: Innenmaß 85 x 63 x 18 mm
- Form 2, Unterkiefer: Innenmaß 85 x 63 x 17 mm

TOP



Stück

Form 2: Oberkiefer
Form 2: Unterkiefer

105450	5,85
187584	5,85

Split-Cast Basisplatte, ORBIS Dental

TOP



Stück mit Gummiring

rot, 7 cm
blau, 8 cm
gelb, 9 cm

266821	16,15
266822	16,15
266823	16,15



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Modellsockelformer

1

Modellherstellung

Accu-Trac, Coltène

Accu-Trac schafft die exakte Grundlage für die zahntechnische Arbeit. Mit wenigen Arbeitsschritten verfügen Sie über ein hochpräzises Sägemodell. Dabei wird die Verwendung von Pins und Hülsen überflüssig, weil Sie Zahnreihe und Modellsockel mit Accu-Trac in einer Phase ausgießen.



Nachfüllpackung ATR 12

12 Acrylglasrahmen, 50 Artikulatorplatten

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

86349 **216,22**

Packung 25 Stück

ATK 25 Artikulatorplatten

83716 **17,95**

Packung 12 Stück

ATT 12 Acrylglasrahmen

32907 **147,14**

ATE 12 Basisplatten

88715 **66,36**

Packung 20 Stück

ATA 20 Verriegelungsarme

88714 **66,83**

ATS 20 Spacer

88712 **81,76**

Modellsockel-Former, Bego

Saubere, glattwandige Modellsockel ohne schleifen und beschneiden. Leicht aus der Form zu lösen.



Stück

OK / Größe 1/klein

70429 **13,78**

OK / Größe 2/groß

70430 **13,78**

UK / Größe 1/klein

70431 **13,78**

UK / Größe 2/groß

70432 **13,78**

Split-Cast Sockelsystem, Sam

Magnetformen System für Arbeits- und Diagnostikmodelle mit perfekt gesichertem Trennsockel (auch Zentrik-Kontrollsockel). Die Höhe des Gummiringes ist abgestimmt auf AXIOPIN.

• Kit besteht jeweils aus:

1 Sockelplatte, 1 Gummiring, 1 Magnetheber, 6 Magnete, 6 Töpfe, 6 Haftplatten



Kits

MSF 200K / rot normal

75246 **44,50**

MSF 250K / schwarz reziprok

68785 **44,50**

MSF 300K / gelb klein

76965 **44,50**

MSF 350K / grün XL

142682 **44,50**

Packung 50 Stück

MSF 110 / Haftplatten

86635 **30,50**

MSF 120 / Magnettöpfe

86636 **51,00**

Packung 20 Stück

MSF 121 / Magnete

85420 **25,50**



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Ausblockwachs, Bego

Zum Ausblocken von unterschneidenden Stellen in der Modellgusstechnik. Lässt sich gut schaben, ist hart und sichert so die formstabile, kantenscharfe Wiedergabe von Klammerstufen auf dem Einbettmassemodell



Dose 70 g
pink

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
81697	18,90

Ausblockwachs, Erkodent

Hochschmelzendes Ausblockwachs für die Tiefziehtechnik.



Packung 50 g
transparent
lila

21985	13,62
21980	13,62

Die Bloc, Yeti

Lichthärtendes Ausblockmaterial, gebrauchsfertig in Einkomponenten-Spritze. Thermostabilität beim Tauchen und Tiefziehen.



Spritze
Paste 3 g
Liquid 2 ml

14635	20,30
14634	16,60

Erkogum, Erkodent

Dauerplastische, transparente, oder violette, wiederverwendbare Ausblockmasse.



Packung
400 g, transparent
150 g, violett

88811	41,52
226718	22,71

Blue-Blokker, Scheu-Dental

Lichthärtendes, blau-transparentes Ausblockmaterial zur Herstellung von Platzhaltern bei Bleichschienen und Medikamententrägern. Auch verwendbar zum Versiegeln und Verblocken von Säge- und Set-Up-Modellen. Mit optimalen Fließigenschaften. Aushärtung im 380 / 470 nm Bereich.



Packung
4 x 1,5 g Spritzen
5 Stück Kanülen micro 0,4mm
5 Stück Kanülen mini 0,6mm


190604	38,60
11411	3,90
196510	3,90

Artikulatoren

1

Modellherstellung

Atomic Montageplatten, Hager & Werken



Paar

Montageplatten Atomic B (A)
Montageplatten Atomic F (B)
und Balance

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

63160 **19,60**
60106 **23,50**

SAM 2P Artikulator, Sam

Besonders robuster Arcon-Artikulator. Kondylarbahn-Neigung und Bennettwinkel einstellbar. Prothetikversion mit Curvatur 1 für Montageplatten mit Schraubgewinde oder Axiosplit.



Stück

SAM 2P - ART 300

55839 **820,00**

SAM 3 Artikulator, Sam

Mit Curvatur 1 für Montageplatten mit Schraubgewinde oder Axiosplit.



Stück

SAM 3 Basic - ART 500

55837 **1.400,00**

SAM Montageplatten, Sam

SAM Montageplatten.



Packung 20 Stück

ART 120 - mit Schraubgewinde
MPS 150 Magnetmontageplatten
ASP 420 - oval für Axiosplit
ASP 425 - rund für Axiosplit

85419 **45,50**
35136 **36,50**
64708 **34,50**
48481 **34,50**

Protar evo, KaVo

Artikulatoren mit perfekter Ergonomie, hervorragender Handhabung und hochwertigen Oberflächen.



Protar evo 2 mit 3 PS Magnetbefestigung

inkl. Stützstift, Montageplatte, Inzisalteller plan, Inzisalteller 20°

147816 **387,00**

Protar evo 3 mit Split-Cast

inkl. Stützstift, Kontrollplatten, Inzisalteller plan, Inzisalteller 20°, Oberteil-Stützstift

144414 **766,00**

Protar evo, KaVo

Mit Einstellmöglichkeit für:

- Sagittale Kondylenbahn
- Bennettwinkel

Protar evo 5 B zusätzlich:

- Bennettwinkel



Protar evo 5 mit Split-Cast

inkl. Stützstift, Kontrollplatten, Inzisalteller plan, Inzisalteller 20°, Oberteil-Stützstift

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
145431	956,00

Protar evo 5 B mit Split-Cast

inkl. Stützstift, Kontrollplatten, Inzisalteller plan, Inzisalteller 20°, Oberteil-Stützstift

145995	1.059,00
--------	----------

Protar evo, KaVo

Mit Einstellmöglichkeit für:

- Sagittale Kondylenbahn
- Bennettwinkel
- Immediate-Side-Shift
- Retrusion

Protar evo 9 zusätzlich:

- Protrusion
- Distraction



Protar evo 7 mit Split-Cast

inkl. Stützstift, Kontrollplatten, Inzisalteller plan, Inzisalteller 20°, Oberteil-Stützstift

145031	1.503,00
--------	----------

Protar evo 9 mit Split-Cast

inkl. Stützstift, Kontrollplatten, Inzisalteller plan, Inzisalteller 20°, Oberteil-Stützstift

145807	1.698,00
--------	----------

Protar Kontrollplatten, KaVo

Beliebig oft verwendbare Montageplatte mit flanken-zentriertem Split Cast. Für alle PROTAR und PROTAREvo Artikulatoren mit montiertem Magnet Split Cast.



Stück

Protar Kontrollplatte

175451	15,10
--------	-------

Packung 10 Stück

Protar Kontrollplatten

81385	151,00
-------	--------



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Bissregistrierung – Gesichtsbögen

Arcus Evo Gesichtsbogen, KaVo
 Arcus Evo Gesichtsbogen. Einfache Handhabung, schnelle Montage ohne Werkzeug, problemlose Übertragung, ausbaufähiges System zum schreibenden Gerät. Gesichtsbogen für beide Referenzebenen (mittelwertig / individuell), Campersche Ebene parallel zur Tischebene definiert, anatomisch ausgeführte Ohrrollen.



Arcus Evo
 inkl. Ohrrollen, Referenzzeiger, einstellbare Glabellastütze, Bissgabelträger und Bissgabel

Zubehör
 Bissgabel
 Bissgabelträger

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
10065	691,00
48678	34,00
48677	255,00

Axioquick III Transferbogenkit NT, Sam
 Die perfekte und kostengünstige aber trotzdem sichere und torsionsfreie Verbindung von Transferbogen und Bissgabelträger



ATB 350K
 1 anatomischer Transferbogen (ATB 303), 1 Bissgabelträger I-NT (ATB 305), Nasionstütze (ATB 394) mit weicher Nasenrolle, 6 Hygiene-Schutzkappen

Stück
 Bissgabelträger I-NT komplett (ATB 305)

35536	457,00
82763	203,00

Axioquick III Transferbogenkit AX, Sam
 Durch ein Höchstmaß an technischer Perfektion unter Verwendung eines Kugellagers wird eine sichere und verwindungsfreie Verbindung von Transferbogen und Bissgabelträger erreicht.



ATB 390K
 1 Transferbogen Axioquick III (ATB 303), Bissgabelträger AX Axiomatic (ATB 395), Nasionstütze (ATB 394) mit weicher Nasenrolle, 6 Hygiene-Schutzkappen

66230	639,00
-------	--------

Registrier - Set 100, Condylator
 Instrumentensatz nach McGrane. Zum Registrieren der gelenkbezogenen Zentrik des Unterkiefers in der Totalprothetik.



Set Nr. 100

60161	190,48
-------	--------

Stück Zubehörteile

Stützstiftplatte klein Nr. 101	152937	78,10
Stützstiftplatte groß Nr. 102	152936	81,90
Registrierplatte Nr. 103	152929	87,62

Registrier - Set 105, Condylator
 Instrumentenset zur Nachkontrolle der Okklusion von Totalprothesen.



Set 105

152926	200,00
--------	--------

Stück Zubehörteile

Registrierplatte 105/0	152919	106,66
Registrierplatte 105/1	152918	30,48
Registrierplatte 105/2	152917	30,48
Registrierplatte 105/3	152916	30,48
Registrierplatte 105/4	152494	30,48

Stück Zubehörteile aus Set 106

Plexiglasplättchen kurz Nr. 104	150025	20,00
Plexiglasplättchen lang Nr. 105	150020	20,00

Registrier - Set 110, Condylator
 Hilfsteile für die Herstellung von Registriererschablonen für bezahnte Kiefer. Alle Einzelteile sind wiederholt verwendbar.



Set Nr. 110

60162	400,00
-------	--------

Packung 10 Stück Zubehörteile

Plexiglasrondelle Nr. 111	152488	38,10
Registrierplatten klein Nr. 115	150015	62,86
Registrierplatten groß Nr. 125	150012	68,58
Registrierspitzen kurz Nr. 112/113	150018	89,52
Registrierspitzen lang Nr. 122/123	150014	95,24

Artikulation – Occlusion

1

Modellherstellung

ORBI-Steel Artikulationspinzette, ORBIS Dental
Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier.

- **Hochwertiger, rostfreier Stahl**
- **Länge: 15 cm**
- **Sterilisierbar, autoklavierbar**

TOP NEU



Stück

Artikel-Nr. 279545
Preis pro Einheit 10,95

Artikulationspinzette, ORBIS Dental
Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier.

- **Aus rostfreiem Stahl**

TOP



Stück

145814 9,35

Occlusionsspray Plus, ORBIS Dental
Mikropulverisiertes Markierungsspray zum Erkennen von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Es ist zum gezielten Aufsprühen mit zwei speziellen Sprühdüsen ausgestattet: Eine zum punktgenauen Sprühen - kombiniert mit dünnstem Sprühfilm. Eine zweite zum Besprühen größerer Flächen mit etwas dickerem Sprühfilm. Das Occlusionsspray ist durch seine lebensmittelechten Inhaltsstoffe völlig unschädlich und auch für den intraoralen Gebrauch einsetzbar. Haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff. Es flockt nicht aus und lässt sich leicht von versiegelten Gipsoberflächen abwaschen.



Spraydose 75 ml

Farbe: **grün**

143263 9,95

Farbe: **rot**

46399 9,95

ab 10 Dosen

8,95

- **Dose vor Gebrauch gut schütteln**
- **FCKW-frei**

TOP

Arti-Fol 8µ, Bausch
Artikulationsfolie ultradünn. Sie ist mit eingefärbten hydrophilen Weichwachsen beschichtet. Die Abfärbung auf feuchten Occlusalfächen wird hierdurch verbessert

Breite: **75 mm**



Rolle einseitig, Länge 20 m

BK 70 schwarz

70267 28,64

BK 71 rot

70268 28,64

BK 72 grün

70269 28,64

BK 73 blau

23727 28,64

BK 79 weiß

42011 28,64

Rolle doppelseitig, Länge 15 m

BK 74 schwarz

80559 37,00

BK 75 rot

80560 37,00

BK 76 grün

80561 37,00

BK 77 blau

23898 37,00

Rollenspender für 75 mm breite Folien

BK 137 klar

70276 34,34

Artikulation – Occlusion

1

Modellherstellung

Arti-Fol 8µ (einseitig), Bausch

Artikulationsfolie ultradünn. Sie ist mit eingefärbten hydrophilen Weichwachsen beschichtet. Die Abfärbung auf feuchten Occlusalfächen wird hierdurch verbessert.

Rolle: **20 m**
Breite: **22 mm**



Rolle im Spender einseitig

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
BK 20 schwarz	44736 13,42
BK 21 rot	44733 13,42
BK 22 grün	44737 13,42
BK 23 blau	44731 13,42
BK 29 weiß	44738 13,42

Nachfüllpackung einseitig

BK 1020 schwarz	31412 9,12
BK 1021 rot	31413 9,12
BK 1022 grün	33161 9,12
BK 1023 blau	33162 9,12
BK 1029 weiß	43120 9,12

Arti-Fol 8µ (doppelseitig), Bausch

Artikulationsfolie ultradünn. Sie ist mit eingefärbten hydrophilen Weichwachsen beschichtet. Die Abfärbung auf feuchten Occlusalfächen wird hierdurch verbessert.

Rolle: **20 m**
Breite: **22 mm**



Rolle im Spender doppelseitig

BK 24 schwarz	44730 16,92
BK 25 rot	44735 16,92
BK 26 grün	44732 16,92
BK 27 blau	44734 16,92

Nachfüllpackung doppelseitig

BK 1024 schwarz	33163 12,62
BK 1025 rot	32501 12,62
BK 1026 grün	33164 12,62
BK 1027 blau	33165 12,62

Arti-Fol 12µ, metallic, Bausch

Eine ultra-dünne einseitige Shimstock-Folie, reißfest, statische Aufladung deutlich reduziert. Gute Farbübertragung.

Rolle: **20 m**
Breite: **75 mm**



Packung

BK 730 schwarz	66132 31,58
BK 731 rot	57043 31,58

Arti-Spray Occlusionsspray, Bausch

Ein universeller Farbindikator zur Prüfung von Occlusalkontakten und Passgenauigkeit von Kronen und Brücken. Arti-Spray ist leicht zu dosieren und bildet eine dünne Farbschicht, die sich einfach mit Wasser rückstandsfrei entfernen lässt.



Dose 75 ml

BK 285 weiß	22480 18,04
BK 286 rot	22481 18,04
BK 287 blau	22482 18,04
BK 288 grün	22483 18,04

Artikulationsseide 80µ, Bausch

Eine hochwertige Naturseide mit progressiver Farbtonung. Die Seide ist absolut reißfest und passt sich wegen Ihrer geringen Stärke und Flexibilität optimal den Höckern und Fossae an.



Packung 3 m / 80 mm breit

BK 06 rot	82524 30,78
BK 876 grün	172152 30,78
BK 877 blau	172153 30,78

Packung 10 m / 16 mm breit

BK 07 blau	70256 30,78
BK 08 rot	70253 30,78

Arti-Spot Frühkontakt-Indikator, Bausch

Eine Kontaktfarbe zur Überprüfung der Passgenauigkeit von Kronen, Inlays, Onlays, Teleskopkronen, Klammern sowie Friktionsflächen von Geschieben.



Flasche 15 ml

BK 85 für Metalle weiß	85569 22,36
BK 86 für Porzellan rot	85570 22,36
BK 87 für Friktionen blau	87252 22,36

Bausch Occlusions-Prüfmittel



PROGRESS 100*100µ: Dieses nur 100 µ dünne, flexible faserverstärkte Papier mit hohem Farbspeichervolumen passt sich exakt der Occlusalfläche an. Mit seiner progressiven Farbtonung markiert es präzise die occlusalen Kontaktpunkte oder zentrischen Stops. Durch die einzigartige Kombination mit dem Haftvermittler Transculase® lassen sich somit auch schwierige Kontakte auf hochglanzpolierten Metallen, hochglanzgebrannter Keramik oder feuchten Oberflächen überprüfen.

Packung:	Inhalt:	Farbe:	Bestell-Nr.:
Plastik-Kassette	300 Blatt	blau	BK 51
Plastik-Kassette	300 Blatt	rot	BK 52
Plastik-Spender	Hufeisenform	blau	BK 53
Plastik-Spender	Hufeisenform	rot	BK 54
Streifenpackung	gerade	blau	BK 57
Streifenpackung	gerade	rot	BK 58



Bausch Arti-Check® Occlusionspapier mikrodünn 40µ eignet sich für die Farbmarkierung von Kontaktpunkten beim Einpassen von Kronen, Brücken, Inlays sowie zum Zweiphasen-Einschleifen (Lateralebewegung: rot / Zentrik: blau).

Packung:	Inhalt:	Farbe:	Bestell-Nr.:
Heftchenpackung gerade	200 Streifen	blau	BK 09
Heftchenpackung gerade	200 Streifen	rot	BK 10
Bogenpackung	100 x 70 mm	blau	BK 11
Bogenpackung	100 x 70 mm	rot	BK 12
Rollenpackung	16 mm breit	blau	BK 13
Rollenpackung	16 mm breit	rot	BK 14
Rollenpackung	22 mm breit	blau	BK 15
Rollenpackung	22 mm breit	rot	BK 16
Hufeisenform	150 Bogen	blau	BK 17
Hufeisenform	150 Bogen	rot	BK 18
Streifen	vorgeschnitten	blau	BK 61
Streifen	vorgeschnitten	rot	BK 62
Streifen	vorgeschnitten	blau/rot	BK 63



Bausch Arti-Fol® 8µ: Ein Frühkontakt in Höhe von nur 20µ kann die Kaufunktion und sogar den Schluckakt erheblich behindern. Mit Hilfe der Bausch Artikulationsfolie werden diese Frühkontakte sichtbar. Bausch Arti-Fol® 8µ ist mit eingefärbten hydrophilen Weichwachsen beschichtet. Die Abfärbung auf feuchten Occlusalflächen wird hierdurch deutlich verbessert.

Rollen zu:	Farbe:	Breite:	REF:	Nachfüll-Box	Breite:	REF:
20 m im Spender einseitig	schwarz	22 mm	BK 20	BK 1020	75 mm	BK 70
20 m im Spender einseitig	rot	22 mm	BK 21	BK 1021	75 mm	BK 71
20 m im Spender einseitig	grün	22 mm	BK 22	BK 1022	75 mm	BK 72
20 m im Spender einseitig	blau	22 mm	BK 23	BK 1023	75 mm	BK 73
20 m im Spender zweiseitig	schwarz	22 mm	BK 24	BK 1024	75 mm	BK 74
20 m im Spender zweiseitig	rot	22 mm	BK 25	BK 1025	75 mm	BK 75
20 m im Spender zweiseitig	grün	22 mm	BK 26	BK 1026	75 mm	BK 76
20 m im Spender zweiseitig	blau	22 mm	BK 27	BK 1027	75 mm	BK 77



Arti-Fol® metallic 12µ besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie von nur 12µ Stärke und zeichnet sich durch eine sehr gute Farbübertragung aus. Besonders auf Keramik oder hochglanzpolierten Metalloberflächen sind Kontaktpunkte deutlich sichtbar.

Inhalt:	Breite:	Farbe:	Bestell-Nr.:
20 m im Spender einseitig	22 mm	schwarz	BK 30
20 m im Spender einseitig	22 mm	rot	BK 31
20 m im Spender einseitig	22 mm	grün	BK 32
20 m im Spender einseitig	22 mm	blau	BK 33
100 Blatt Heftchen einseitig	8 mm x 50 mm	rot	BK 35
100 Blatt Heftchen einseitig	8 mm x 50 mm	unbeschichtet	BK 38
20 m im Spender -	16 mm	unbeschichtet	BK 39
20 m einseitig	75 mm	schwarz	BK 730
20 m einseitig	75 mm	rot	BK 731
20 m im Spender einseitig	22 mm	schwarz/rot	BK 28
Nachfüllpackg. 20m einseitig	22 mm	schwarz/rot	BK 1028



Arti-Spray® ist ein universeller Farbindikator zur Prüfung von Occlusalkontakten und Passgenauigkeit von Kronen und Brücken.

Arti-Spray® ist leicht zu dosieren und bildet eine dünne Farbschicht, die sich einfach mit Wasser rückstandsfrei entfernen läßt.

Packung:	Inhalt:	Bestell-Nr.:
Arti-Spray	weiß 75 ml	BK 285
Arti-Spray	rot 75 ml	BK 286
Arti-Spray	blau 75 ml	BK 287
Arti-Spray	grün 75 ml	BK 288
Präzisions-Düse		BK 289



Arti-Spot® ist eine Kontaktfarbe zur Überprüfung der Passgenauigkeit von Kronen, Inlays, Onlays, Teleskopkronen, Klammern sowie Friktionsflächen von Geschieben.

Arti-Spot wird mit einem Pinsel auf die zu prüfende Oberfläche aufgetragen und hinterläßt nach sekundenschnellem Verdunsten des Solvents einen ca. 3 µ dünnen Film. Jeder Kontakt zerstört die Farbhaut exakt an der Berührungsstelle. Das Basismaterial leuchtet nun deutlich an dieser Stelle durch, so dass man den Störpunkt sofort erkennt.

Packung:	Inhalt:	Bestell-Nr.:
Arti-Spot 1	weiß 15 ml	BK 85
Arti-Spot 2	rot 15 ml	BK 86
Arti-Spot 3	blau 15 ml	BK 87

Bausch
WE MAKE OCCLUSION VISIBLE

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG | Oskar-Schindler-Straße 4 | D-50769 Köln
Telefon: 0221-70936-0 | Fax: 0221-70936-66 | info@baushdental.de | www.baushdental.de

Artikulation – Occlusion

Fleximeter Strips, Bausch

Flexible Messlehren in drei verschiedenen Stärken zur Messung der Präparationshöhe beim Beschleifen von Zähnen für Restaurationen (z. B. Kronen, Brücken oder Doppelkronen). Die Stärken von 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm können auch genutzt werden, um die ertikaldimension (Bisshöhe) definiert zu vergrößern. Das Material ist ein spezielles Silikon, das bis 200°C sterilisiert werden kann.



Packung 15 Strips

BK 250 Stärke: 1,0 mm
BK 251 Stärke: 1,5 mm
BK 252 Stärke: 2,0 mm
BK 253 sort. in 3 Stärken

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
84282	21,36
84281	21,36
83561	21,36
27715	21,36

Packung 3 Strips

BK 254 sort. in 3 Stärken

185190	4,70
--------	------

Hanel Artikulationspapier 200µ, Coltène

Zur Darstellung der exakten Kontaktsituation ist es erforderlich, die Okklusion differenziert darzustellen. Durch die progressive Farbtönung wird leichter Aufbißdruck hell, starker dunkel angezeigt. Der Zahnarzt erhält sofort eine Übersicht über die Kaudruckverteilung und kann die Fehlkontakte korrigieren. Maße: 18 x 50 mm.



Box 300 Blatt

rot
blau

21588	15,28
64763	15,28

Hanel Occlusionsfolie 12µ, einseitig, Coltène

Die Folie erfüllt alle Ansprüche der modernen Gnathologie. In der Längsrichtung ist die Folie äußerst reißfest, in Querrichtung stark dehnbar, was die Anschmiegsamkeit verbessert und damit Pseudokontakte minimiert.



22 mm breit, 25 m lang

schwarz
rot
grün
blau

62968	11,83
62969	11,83
62970	11,83
62971	11,83

80 mm breit, 25 m lang

schwarz
rot
grün
blau

62972	30,69
62973	30,69
73462	30,69
62996	30,69

Hanel Occlusionsfolie 12µ, doppelseitig, Coltène

Die Folie erfüllt alle Ansprüche der modernen Gnathologie. In der Längsrichtung ist die Folie äußerst reißfest, in Querrichtung stark dehnbar, was die Anschmiegsamkeit verbessert und damit Pseudokontakte minimiert.



22 mm breit, 25 m lang

schwarz
rot
grün
blau
rot/schwarz

82921	13,35
82922	13,35
82923	13,35
82924	13,35
82929	15,08

80 mm breit, 25 m lang

schwarz
rot
grün
blau

82934	40,22
82935	40,22
82937	40,22
82939	40,22

Hanel Shimstock-Folie 8µ, Coltène

Sie ist eine Prüffolie ohne Farbbeschichtung. Bei normal geschlossenen Zahnreihen muss man die Folie zwischen den eingeschliffenen Kontakten gerade noch durchziehen können. Bei Muskeltonus wird die Folie festgehalten.



Packung

8 mm breit, 5 m lang
Farbe: **metallic**

76569	11,83
-------	-------

Hanel Folienspender, Coltène

Spender für 22 mm Rollen, transparent, mit Edelstahl-Abreiß-Messer, ermöglicht einfachen Abriss in der gewünschten Länge.



Spender

62889	5,69
-------	------

Artikulation – Occlusion

1

Modellherstellung

Hanel Klemmpinzetten, Coltène

Präzisionspinzetten erleichtern die effiziente Anwendung von dünnen Materialien. Die hochwertigen Pinzetten sind autoklavierbar.



Stück

Typ Miller gerade
Typ Miller gebogen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
76625	25,97
76626	30,32

Fit Checker Advanced, GC

Die neuen Fit Checker Advanced, & Fit Checker Advanced Blue sind Vinyl PolyE-ther Materialien (VPES) zur Überprüfung von Druckstellen und der Passgenauigkeit von prothetischen Arbeiten).

• Besonderheiten Fit Checker Advanced:

Weißer Farbe zur Überprüfung der Passgenauigkeit von metallbasierten Restaurationen und Prothesen. Verfügbar als Handmisch- und Kartuschen-Variante

• Besonderheiten Fit Checker Advanced Blue:

Die transparente blaue Farbe ermöglicht auch bei Schichtstärken unter 100 µm die Überprüfung der Okklusion. In der Kartuschen-Variante erhältlich: für eine präzise und optimale Applikation



Handmischvariante 1:1

Packung 55 g Basis, 50 g Katalysator, 3 g Verzögerer, Zubehör

232871 **69,93**

Kartuschen

2 x 62 g weiß + Mischspitzen je 3 x gelb u. rosa
2 x 56 g blau + Mischspitzen je 3 x gelb u. rosa

232464 **78,97**
232495 **78,97**

Fit Test C & B, Voco

Additionsvernetzendes Kontrollsilikon

Indikationen

Kontrolle von Passgenauigkeit, Randschluss und Randspalt bei:

- Voll- und Teilkronen sowie Brücken
- Inlays / Onlays
- Gegossenen Stiftaufbauten
- Stiftkronen
- Metallbasen



Packung

5 ml QuickMix Spritze
Mischkanülen Typ 9

18683 **33,10**

Hanel Okklu-top, Coltène

Zum Auffinden von Störkontakten und approximalen Kontaktpunkten am Modell. Okklu-top verteilt sich gleichmäßig auch bei kleinen Zugängen, besitzt gute Zeichnungsfähigkeit auf Gold, Keramik und Kunststoffen. Okklu-top ist geruchsneutral und vermeidet Reizung der Atemwege.



Dose 75 ml

grün
rot

20995 **14,29**
21587 **14,29**

Occlu Spray Plus, Hager & Werken

Hochwertiges Okklusionsspray zur Markierung von Kontaktpunkten durch direktes Aufsprühen auf die Okklusionsflächen. Mikro-Pulverschicht für höchste Genauigkeit, mit Wasser leicht zu entfernen. Kunststoffdüse für besonders feinen Spraynebel.



Dose 75 ml

grün

46814 **9,99**

2

Dublierküvetten	43-44
Dubliermassen - Gel	42
Dubliermassen - Silikon	40-41
Tauchhärter	45

Dubliermassen - Silikon

Dubliersilikon, ORBIS Dental

Additionsvernetzendes, äußerst präzises Vinyl-Polysiloxan mit mittlerer Endhärte für Dublierungen aller Art. Ergibt stabile Dublierformen z. B. bei Geschiebe- und Fräsarbeiten.

• Standard:

Anmischzeit 45 Sek., Verarbeitungszeit 6 Min., Entformbarkeit 25 Min.

• Speed:

Anmischzeit 30 Sek., Verarbeitungszeit 2 Min., Entformbarkeit 10 Min.

- Hervorragende Detailwiedergabe
- Mischverhältnis 1: 1
- Endhärte: 20 Shore



Flaschen A + B

Standard, 2 x 1 kg

Speed, 2 x 1 kg

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

181883 **56,55**

14745 **57,55**

Kanister A + B

Standard, 2 x 6 kg

Speed, 2 x 6 kg

181894 **299,95**

14768 **319,95**

TOP

Dublisil, Dreve

Dublierungen aller Art, speziell für die Kombinationstechnik. Extrem dünnfließend, zeichnungsgenau, hochflexible gummielastische Eigenschaften, zum einfachen Entformen des Grundmodells.



Dublisil 15 (A=weiß, B=grün)

2 x 1 kg

2 x 6 kg

86350 **75,92**

67344 **392,65**

Dublisil 20 (A=weiß, B=pink)

2 x 1 kg

2 x 6 kg

85045 **75,92**

17402 **392,65**

Dublisil 30 (A=weiß, B=lila)

2 x 1 kg

2 x 6 kg

30846 **75,92**

14967 **392,65**

Dublisil 22 plus, Dreve

Dubliersilikon das sich durch Detailgenauigkeit und hochwertige mechanische Eigenschaften auszeichnet. Problemlos zu entformen dank hervorragender Reiß- und Weiterreißfestigkeit. Endhärten 22 Shore A.

- Hohe Formkonstanz
- Langzeitstabil
- Problemloses Entformen
- Mehrfach ausgießbar ohne Genauigkeitsverlust
- Glatte Oberfläche ohne Nachbehandlung



Dublisil 22 plus (A=weiß, B=rot)

2 x 1 kg

2 x 6 kg

232995 **81,27**

245289 **423,82**

Dublisil speed, Dreve

Durch die kurze Abbindezeit sind die Modelle schon nach 10 Minuten entformbar. Formen sind aufgrund des verwendeten Platinhärtersystems praktisch schrumpffrei und weisen eine hohe Formkonstanz sowie Lagerstabilität auf. Optimale Abstimmung auf das Dosiergerät Dosper. Dublisil 15 und 20 speed sind universelle Dubliermaterialien für alle Arten von Dublierungen, mit den Endhärten 15 und 20 Shore A.



Dublisil 15 speed (A=weiß, B=türkis)

2 x 1 kg

2 x 6 kg

220130 **75,92**

224884 **392,65**

Dublisil 20 speed (A=weiß, B=brombeer)

2 x 1 kg

2 x 6 kg

218423 **75,92**

226634 **392,65**

Dubliermassen - Silikon

Heraform, Kulzer

Dieses additionsvernetztes, schrumpfungsfreie und füllstoffarme Silikon wird zur Herstellung von Duplikatmodellen eingesetzt. Die Komponenten A + B werden im Verhältnis 1 : 1 verarbeitet. Komponente A = weiß, B = orange. Endhärte: 20 Shore A



Flasche
2 x 1 kg (weiß+orange)

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
84367 102,00

Flasche
2 x 3 kg (weiß+orange)

75721 298,00

2

Dublieren/Härten

Siliform, Dreve

Dünnfließendes, additionsvernetzendes Einbett-Silikon für die Prothesengießtechnik. Hervorragende Detailwiedergabe. Praktisch schrumpffrei, daher originale Reproduktion der Wachsmodellation. Leicht öliger Oberflächenfilm, dadurch hervorragende Fließcharakteristik des Gießkunststoffes. Endhärte: 14 Shore A, Komponente A=weiß, B=gelb.



Flasche (A=weiß, B=gelb)
2 x 1 kg

55247 48,00

Wirosil, Bego

Ein additionsvernetzendes Zwei-Komponenten-Silikon, das durch seine hohe Dimensionsstabilität Meistermodelle äußerst präzise wiedergibt. Mit Sparküvette und Stabilisierungseinsatz ermöglicht es einfaches und sicheres Arbeiten mit geringem Materialeinsatz. Ideal zum Abformen gefräster Flächen bei Kombi-Arbeiten. Mischverhältnis 1:1. Endhärte: 17-20 Shore A



Packung
2 x 1 kg

81597 91,90



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Dubliermassen - Gel

Dubliergel, ORBIS Dental

Reversible Dubliermasse. Exakte Abformung bis in kleinste Details für anspruchsvolle Modellgussarbeiten. Ergibt eine reißfeste, hochelastische Dublierform, die auch bei Unterschnitten keine Probleme bereitet. Modell vor dem Dublieren 15-20 Min. in lauwarmes Wasser legen. Abbindezeit bei Raumtemperatur ca. 1 Std.. Nicht für Gips geeignet.

- Verarbeitungstemperatur: 47-48 °C



Eimer 6 kg

Farbe: transparent

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143011 70,95

TOP

Castogel, Bego

Reversible Dubliermasse für anspruchsvolle Modellguss-, Kombi-Arbeiten und die Kunststoff-Gießtechnik. Hohe Abformgenauigkeit auch bei feinsten Details und reißfest durch hervorragende Elastizität / dies bietet die notwendige Sicherheit und Präzision in der Verarbeitung.

- Verarbeitungstemperatur 38-42° C
- Aushärtungszeit: ca. 60-90 Min.



Eimer 6 kg

Farbe: grün

61093 111,90

WiroGel M, Bego

Umweltschonendes Dubliergel auf Agar-Agar-Basis für alle phosphatgebundenen Einbettmassen, Superhartgipse (Typ-4) und die Kunststoff-Gießtechnik. Sehr hohe Abformgenauigkeit und glatte Modellflächen führen zu Arbeitsergebnissen, die in punkto Präzision auch höchste Ansprüche erfüllen. Die lange Thermostabilität und 15 Schmelzyklen ergeben ein sehr gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis. Auf Kontrast-Optimierung abgestimmte Farbe für optimale Prozess-Sicherheit.

- Verarbeitungstemperatur 54° C
- Aushärtungszeit ca. 60-90 Min.



Eimer 6 kg

Farbe: aquamarine

18697 111,90

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Dublierküvette, ORBIS Dental
4-teilige Küvette aus robustem Kunststoff für die Silikondublierung. Durch die konische Passung vom Ersatzteil zur Außenmanschette ist die Höhe verstellbar und der Verbrauch von Silikon kann reduziert werden.

- Größe: (B x H x T) 8,8 cm x 7,3 cm x 40 / 48 cm
- Farbe: blau



Stück

266834 28,95

TOP

Dublisil Küvette, Dreve
Ökonomischer Verbrauch des Silikons durch variabel einstellbares Innenteil und somit optimale Anpassung an die jeweilige Modellsituation. Sicherer Sitz der Negativform durch Retentionsteil. Dublierung von Modellen mit oder ohne Sockel.



Stück

55248 36,79

Dublierklebeband, ERNST HINRICHS Dental
Dublierklebeband für das küvettenlose Dubliersystem. Das Dublieren von Modellen für den Modellguss setzte immer die Verwendung von Küvetten unterschiedlicher Größen und Formen voraus. In diesem System sind Sie in der Lage, auf Küvetten zu verzichten.



Packung 40 Meter

217657 42,53

Kombi-Dublierküvette, Bego
Für Modellguss-Technik. Der klare Kunststoff sorgt aufgrund geringer Wärmeleitfähigkeit für ein spannungsfreies Abkühlen der Dubliermasse. Zwei in der Küvettenhaube integrierte Keile sorgen für ein sicheres Zurücksetzen in die Dublierform und dienen als Verdrehschutz. Die Kombi-Dublierküvetten sind auf die BEGO Muffelformer abgestimmt.



Stück

70401 50,90

Kombi-Dublierküvette mit Keilhaube, Grundsockel und 2 Formssockel (2 Größen)

2
Dublieren/Härten



ORBIS°-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Dublierküvetten

Wirosil-Dublierküvetten, Bego

Präzise Wiedergabe, Materialeinsparung, Formstabilität und leichtes Handling zeichnen das Wirosil Dublierküvetten-System aus. Lieferumfang: Boden, Manschette, Stabilisierungseinsatz und 3 auswechselbare Gaumenformer



Satz
klein (90x55x68)

Satz
groß (105x60x78)

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
44838	36,90
44839	41,90

Vario-Dublierküvetten, Kulzer

Mit der Vario-Dublierküvette können zwei Dublierarten vorgenommen werden:

- Dublierung mit Sockelabformung (z. B. für Splitcast-Modelle, Silikonverbrauch, je nach Größe, 100-140 g)
- Die Spardublierung unter Verwendung der Ausblockschale mit der Silikonmanschette und des Ausblocksilikons (Silikonverbrauch, je nach Größe, 60-90 g)



Sockelschale mittel Typ B	75726	9,35
groß Typ C	75739	9,35
Ausblockschale mittel Typ B	63186	10,70
groß Typ C	63188	10,70
Modelplatte mittel Typ B	63190	9,35
groß Typ C	63193	9,35
Manschette mittel Typ B	75831	27,60
groß Typ C	75832	27,60
Varioplatte mittel Typ B	76175	12,80
groß Typ C	76306	12,80
Silikonmanschette mittel Typ B	63195	49,20
groß Typ C	63198	53,90

Tauchhärter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Durofluid Modellspray, Bego

Kalt angewendet und dringt beim Härten sehr gut in die Oberfläche der Duplikatmodelle ein, diese werden hart und glatt. Zur besseren Haftung von Wachsformteilen können in Silikon dublierte Einbettmasse-Modelle bei ca. 70° C-100° C für ca. 10 Min. getrocknet werden, anschließend werden die Einbettmasse-Modelle dünn und gleichmäßig mit Durofluid Modellspray eingesprüht.



Zerstäuberflasche 100 ml

81601 23,90

Durol Tauchhärter, Bego

Der Tauchhärter wird kalt angewendet und dringt beim Härten sehr gut in die Oberfläche der Duplikatmodelle ein: Diese werden hart und glatt. 250°C Trockentemperatur der Einbettmassemodelle.



Kanister 1 Liter

81794 50,90

2

Dublieren/Härten

3

Bissnehmewachse	76	Tauchwachs und Zubehör	64-66
Kronen- und Brückenwachse	67-69	Tiefziehfolien	49-56
Modellgusswachse	73-75	Tiefziehtechnik Zubehör	57-61
Modellieren Sonstiges	78	Wachsdraht und Wachsprofile	71-72
Modellierkunststoffe	62	Wachszwischenglieder und Wachsgussstifte	70
Plattenwachse	77		

Folientabelle mit Anwendungsgebieten

Anwendungsgebiete	Miniplast-, Aufbiß- und Retentions-schienen, Interims und Fluoridschienen	Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken	Mundschutz, Knirscherschutz, Positioner	Individuelle Abformlöffel, Verbandsträger	Dublierformen, Bleich- und Ätزشienen, Gießmasken für provisorische K+B	KFO-Platten, Bracket-Transfermasken	Schnarchsenschutz, Schnarch-Therapie-Gerät	Gussformteile, Kappchen, Unterziehfolie
Adapta-Folien								●
A-Unterziehfolie								●
Bioplast			●					
Bioplast Extreme			●					
Bioplast Extreme Pro			●					
Biolon	●							
Copyplast		●			●	●		
Duran	●	●						
Duran+	●							
Durasoft PD	●							
Durasoft seal	●							
Erkodur	●							●
Erkoflex			●		●			
Erkoflex Bleach					●			
Erkoflex 95			●					
Erkolen		●						●
Erkoloc pro	●							
Erkoloc pro blu	●							
Impreton				●				
Impreton S	●							
Isofolan						●		●
IST-Gerät							●	
Silensor sl							●	
UZF								●

Tiefziehfolien, ORBIS Dental

• **Tiefziehfolie** (Käppchenfolie): Weiches, elastisches Material, rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z. B. Kronen, Kappen etc.

• **Unterziehfolie** (Platzhalterfolie): Dünne, gut tiefziehbare Folie. Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilen (Käppchen).



Tiefziehfolie
Packung 100 Stück, 0,6 x 42 mm, klar

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143003 8,95

Unterziehfolie
Packung 200 Stück, 0,1 x 42 mm, klar

143002 10,95

TOP

Adapta Tiefziehsystem, Bego

Für einfaches und schnelles Tiefziehen von Kronenkäppchen. Eine gleichmäßige Mindestwandstärke sorgt für hohe Stabilität der Kronenkäppchen. Ideal für die Doppelkronentechnik, mit Fräswachs überzeugen bietet das Adapta-Käppchen hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Durchfräsen



Set
1 Adaptakitt im Formtopf, 1 Folienhalter, 1 Spender mit 100 Adaptafolien (transparent) 0,6 mm, 1 Spender mit 200 Platzhalterfolien (rot) 0,1 mm, 1 Nachfüllpackung mit 100 Adaptafolien (transparent) 0,6 mm, 1 Nachfüllpackung Adaptakitt und 1 Verschlussstopfen.

70370 121,90

Stück Zubehör

Adapta-Kitt im Formtopf
Folienhalter

70374 24,90

70375 20,90

Nachfüllpackung 2 x 25 g

Adapta-Kitt

70373 17,90

Packung 100 Stück

Adaptafolie 0,6 x 42 mm, transparent

70371 20,90

Packung 200 Stück

Platzhalterfolie 42 x 0,1 rot

70372 22,90

Platzhalterfolie 42 x 0,1 transparent

79109 22,90

Biolon, Dreve

Die neue Technologie für kosmetische, sanft-schonende Zahnkorrektur. Besonders geeignet für Patienten mit hohem ästhetischem Anspruch, wenig Zeit und leichten Fehlstellungen. Hochtransparente, zäh-elastische Tiefziehfolien zur individuelle-passgenauen Herstellung von Alignern.



Packung 10 Stück
3,0 mm

242534 32,58

Packung 20 Stück
2,0 mm

242532 42,73

Packung 30 Stück
1,5 mm

242529 54,18

Packung 50 Stück
1,0 mm
3,0 mm

242528 63,09

242535 154,59

Packung 60 Stück
1,5 mm
2,0 mm

242530 102,65

242533 121,30

Durchmesser: 120 mm
Farbe: klar-transparent



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Bioplast, Scheu-Dental

Weichelastische gummiähnliche Folien, verbinden sich nicht mit Autopolymerisat. Für Dublierformen, Mundschutz, Knirschschutz, Positioner, Bleichschiene und OSAMU-Retainer.



Packung 10 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
1,0 mm	74961	16,30
1,5 mm	46667	20,40
2,0 mm	45569	24,90
3,0 mm	46504	29,70
4,0 mm	54668	39,40

Packung 100 Stück

1,5 mm	46666	177,50
2,0 mm	46668	219,00
3,0 mm	46669	257,90

Packung 10 Stück

1,0 mm bleach	155740	17,20
---------------	--------	-------

Durchmesser: **125 mm**
Farbe: **klar-transparent**

Bioplast Xtreme, Scheu-Dental

Zwei unterschiedliche Härtegrade in einer Tiefziehfolie durch die integrierte Verstärkung im sensiblen Frontzahnbereich. Hartharte und kleinflächige Schläge bei Kontaktsportarten werden absorbiert. Die V-Form des härteren Inserts ermöglicht eine variable Breite des Frontzahnschutzes.



Kit rot	218133	13,10
----------------	--------	-------

Kit blau	218135	13,10
-----------------	--------	-------

Kit schwarz	218136	13,10
--------------------	--------	-------

Die Kits enthalten:

1x BIOPLAST XTREME Folie (5,0 x 125 mm), 1x CETRON Reinigungspulver à 15 g, 1x BIOPLAST Isoliermittel, Retainerdose.

Bioplast Pro Xtreme, Scheu-Dental

Für den Profisport mit zu erwartenden harten und kleinflächigen Schlägen. Zusätzliche hartelastische Zwischenlage zur integrierten Frontzahnverstärkung.



Kit rot	218137	16,50
----------------	--------	-------

Kit blau	218139	16,50
-----------------	--------	-------

Kit schwarz	218141	16,50
--------------------	--------	-------

Die Kits enthalten:

1x BIOPLAST XTREME Folie (4,0 x 125 mm), 1x BIOPLAST Folie klar (2 mm), 1x DURAN Folie (0,75 mm), 1x CETRON Reinigungspulver à 15 g, 1x BIOPLAST Isoliermittel, Retainerdose.

Brux Checker nach Prof. Sato, Scheu-Dental

Einseitig farblich beschichtete Analyse- und Therapieplanungsfolie mit 0,1 mm Ausgangsstärke. Als Indikator für die Diagnose und Therapieplanung in der CMD-Therapie, aber auch zur Prüfung und zum Einschleifen der Okklusion bei allen prothetischen Versorgungen geeignet. Farbe: **rot**



Packung 10 Stück

0,1 mm Ø 120 mm rund	209960	45,10
0,1 mm Ø 125 mm rund	33558	45,10

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

CA Pro, Scheu-Dental

Dreischichtige Alignerfolie mit flexiblem Elastomerkern in einer hartelastischen Doppelschale für eine kontinuierliche Kraftübertragung mit minimalem Kraftverlust. Die flexible Elastomerschicht sorgt für eine hohe Elastizität und Bruchsicherheit bei reduzierter Initialkraft und entsprechend angenehmem Tragekomfort. CA Pro kann als autarkes Alignermaterial oder innerhalb des 3-Schienen-Systems nach dem CA Protokoll verwendet werden.



Packung 10 Stück

0,5 mm Ø 125 mm rund	281645	31,65
0,625 mm Ø 125 mm rund	281646	34,70
0,75 mm Ø 125 mm rund	281647	36,70

Durchmesser 125 mm
Farbe: **transparent**

NEU

3

CA Pro+, Scheu-Dental

Dreischichtige Alignerfolie mit flexiblem Elastomerkern in einer hartelastischen Doppelschale für eine kontinuierliche Kraftübertragung mit minimalem Kraftverlust. Die flexible Elastomerschicht sorgt für eine hohe Elastizität und Bruchsicherheit bei reduzierter Initialkraft und entsprechend angenehmem Tragekomfort. CA Pro kann als autarkes Alignermaterial oder innerhalb des 3-Schienen-Systems nach dem CA Protokoll verwendet werden.



Packung 10 Stück

0,5 mm Ø 125 mm rund	281648	32,05
0,625 mm Ø 125 mm rund	281649	35,10
0,75 mm Ø 125 mm rund	281650	37,10

Durchmesser 125 mm
Farbe: **transparent**

Mit aufgebrachter Isolierfolie.

NEU

Modellieren

CA Pro+, Scheu-Dental

Dreischichtige Alignerfolie mit flexiblem Elastomerkern in einer hartelastischen Doppelschale für eine kontinuierliche Kraftübertragung mit minimalem Kraftverlust. Die flexible Elastomerschicht sorgt für eine hohe Elastizität und Bruchsicherheit bei reduzierter Initialkraft und entsprechend angenehmem Tragekomfort. CA Pro kann als autarkes Alignermaterial oder innerhalb des 3-Schienen-Systems nach dem CA Protokoll verwendet werden.



Packung 10 Stück

0,5 mm Ø 120 mm rund	281651	32,05
0,625 mm Ø 120 mm rund	281652	35,10
0,75 mm Ø 120 mm rund	281653	32,05

Durchmesser 120 mm
Farbe: **transparent**

Mit aufgebrachter Isolierfolie.

NEU



Alle Materialien zu CAD/CAM Systemen finden Sie in unserem Labor-Katalog im Kapitel 7

Copyplast, Scheu-Dental

Zähelastische Folien, verbinden sich nicht mit Autopolymerisat.

• Anwendung:

Dublierformen, Bleich- und Ätزشienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für provisorische Kronen und Brücken



Packung 10 Stück

Dicke	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
0,5 mm	58623	8,80
0,75 mm	217351	10,10
1,0 mm	45126	11,50
1,5 mm	44227	12,50
2,0 mm	31444	13,60

Packung 100 Stück

0,5 mm	45120	79,80
0,75 mm	219085	88,00
1,0 mm	44226	96,20

Durchmesser: 125 mm

Farbe: **opak**

Duran, Scheu-Dental

Hartelastische, transparente Folien, verbinden sich mit Autopolymerisat. Kein Vortrocknen notwendig.

• Anwendung:

Miniplast-, Aufbiss- und CMD-Schienen, provisorische Kronen und Brücken, Interims- und Fluoridschienen, Röntgenschablonen, Frontzahnverstärkung für Sportmundschutz, Schnarchtherapiegeräte



Packung 10 Stück

0,5 mm	74847	13,90
0,625 mm	197995	15,20
0,75 mm	74851	16,50
1,0 mm	74857	17,90
1,5 mm	74858	20,40
2,0 mm	74863	24,30
3,0 mm	24693	27,90

Packung 100 Stück

0,5 mm	25149	117,80
0,625 mm	11133	132,10
0,75 mm	81496	144,10
1,0 mm	83379	151,90
1,5 mm	24124	177,00
2,0 mm	24125	210,50

Durchmesser: 125 mm

Farbe: **klar**

Duran +, Scheu-Dental

Hartelastische, transparente Folien, die sich mit Autopolymerisat verbinden. Mit aufgebrachtener Isolierfolie. Kein Vortrocknen notwendig.

Anwendung:

Miniplast-, Aufbiss-, Interims- sowie Fluoridierungsschienen, Röntgenschablonen, Schnarchtherapiegeräte, provisorische Kronen und Brücken.



Packung 10 Stück

0,625 mm	224508	15,40
0,75 mm	224510	16,80
1,0 mm	224512	18,40
1,5 mm	224514	20,70
2,0 mm	224516	24,70

Packung 100 Stück

0,5 mm	224507	120,20
0,625 mm	224509	135,00
0,75 mm	224511	147,00
1,0 mm	224513	155,00
1,5 mm	224515	180,80
2,0 mm	224517	215,10

Durchmesser: 125 mm

Farbe: **transparent**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Durasoft pd, Scheu-Dental

Unzerbrechliche, transparente und abrasionsfeste Verbundfolie aus

- 0,7 mm harter, 0,5 mm weicher (1,2 mm)
- 0,9 mm harter, 0,9 mm weicher (1,8 mm)
- 1,6 mm harter, 0,9 mm weicher (2,5 mm)
- 2,1 mm harter, 0,9 mm weicher (3,0 mm)
- 3,1 mm harter, 0,9 mm weicher (4,0 mm)

Folie. Die harte Seite verbindet sich mit Autopolymerisat.

Bereits vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt, zum sofortigen Gebrauch

• Anwendung:

Miniplast-Schienen, Knirscherschienen, Aufbisschienen und Schnarchtherapiegeräte



Packung 10 Stück

1,2 mm	216459	35,70
1,8 mm	33855	49,60
2,5 mm	34476	56,20
3,0 mm	216460	61,80
4,0 mm	240346	72,80

Packung 100 Stück

1,2 mm	246109	325,40
1,8 mm	240820	440,30

Durchmesser: **125 mm**
Farbe: **klar**

Durasoft seal, Scheu-Dental

Tiefziehfolie aus thermoplastischem Polyurethan, die in Kombination mit Durasoft pd verwendet wird. Bildet eine widerstandsfähige Innenschicht und sorgt für hochwertige hart-weiche Schienen mit guter Verfärbungsresistenz.

Anwendung:

Verfärbungsresistente Innenauskleidung für Durasoft pd Schienen. Speziell geeignet für Langzeit-Therapieschienen wie z. B. intraorale Schnarchtherapiegeräte.



Packung 10 Stück

0,1 mm klar	232647	6,80
0,1 mm blau	236372	7,60
0,1 mm magenta	245838	7,60

Durchmesser: **125 mm**

Erkodur, Erkodent

Platte muss nicht vorgetrocknet werden. Isolier- und Schrumpfausgleichsfolie ist auf Folie bereits aufgebracht. Zähnharte Folie. Verbindet sich mit Acrylat.

• Anwendungsgebiet:

Miniplastschienen, Aufbisschienen, Gusskappchen, Implantatschienen, Knirscherschienen, Michiganschienen, Verbundplatten, Retainer.



Packung 10 Stück

1,5 mm	26456	28,55
2,0 mm	26457	36,66
2,50 mm	259513	44,26
3,0 mm	152075	52,36
4,0 mm	152076	67,05
5,0 mm	152078	80,77

Packung 20 Stück

0,5 mm	153562	22,50
0,6 mm	185791	27,55
0,8 mm	159785	35,56
1,0 mm	26455	41,81

Packung 50 Stück

1,5 mm	152065	114,19
2,0 mm	152066	146,62
2,50 mm	266884	177,09
3,0 mm	154447	209,52
4,0 mm	164514	268,25

Packung 100 Stück

0,5 mm	27750	90,04
0,6 mm	152059	110,11
0,8 mm	152061	142,28
1,0 mm	152064	167,28

Durchmesser: **120 mm**
Farbe: **klar**

Erkoflex, Erkodent

Gummiartig weiches Material. Kann durch Wärme miteinander verschweißt werden. Jetzt auch mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich.

• Anwendungsgebiet:

Positioners, Bracketübertragungsmasken, Sportschutz, Dublieren von Modellen.



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
31092	22,24
152121	30,66
152122	39,10
152124	49,00
152139	51,10

Packung 20 Stück

153565	33,57
--------	-------

Packung 50 Stück

152120	88,90
34946	122,63
175849	156,39
179654	195,97
186907	204,39

Durchmesser: **120 mm**
Farbe: **transparent**

Erkoflex 95, Erkodent

Halbhartes Material zur Herstellung weichbleibender Aufbiss-Schienen, leicht adjustierbar. Jetzt auch mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich.



Packung 10 Stück

86472	24,45
152666	38,35
152667	54,04

Packung 50 Stück

152665	97,77
171300	153,35
18632	216,23

Durchmesser: **120 mm**
Farbe: **transparent**

Erkoflex-bleach, Erkodent

Erkoflex-bleach ist ein flexibles Material mit hoher Elastizität und Formbeständigkeit. Härte ca. 95 Shore A. Jetzt auch mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich.

• Anwendungsgebiet:

Bleachingschienen, Fluoridierungsschienen und Medikamententräger



Packung 20 Stück

83116	32,41
-------	-------

Packung 100 Stück

10772	129,59
-------	--------

Durchmesser: **120 mm**
Farbe: **transparent**

Erkolen, Erkodent

Weichelastische Folie zur Herstellung sämtlicher Gussformteile, Kronen und Kappen aller Art, Brackettransferschienen, Ätzmasken, Platzhalter für Medikamente, Zahnfleischverbände. Rückstandslos verbrennbar. Jetzt auch mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich.



Packung 20 Stück

25212	13,32
177479	16,33
195634	18,39
163586	21,09
25293	24,80

Packung 50 Stück

152041	65,35
152042	84,36

Packung 100 Stück

151946	53,38
152005	65,31
152014	73,58
152017	84,36
152040	99,17

Durchmesser: **120 mm**
Farbe: **transparent**

Erkoloc-pro, Erkodent

Doppelschichtplatte, hart/weich mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich. Harte Schicht aufbaubar mit Akrylat. Die Dicke der weichen Schicht beträgt immer 1,0 mm. Ähnliche Haltbarkeit wie Einschichtplatten. Auch in 1,0 und 1,3 mm erhältlich für die Aligner-technologie. hier beträgt die weiche Schicht jeweils nur 0,4 mm.

Durchmesser: 120 mm
Farbe: transparent



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
11288	48,75
12567	58,09
11856	69,28
11857	80,81

Packung 20 Stück

225788	81,82
233468	89,03

Packung 50 Stück

172839	195,14
178078	232,34
16776	277,15
242957	323,25

Erkoloc-pro blu, Erkodent

Tiefziehfolie hart-weich kombiniert. Die blau-transparente Einfärbung der weichen Schicht vermindert Verfärbungen. Lieferbar in 2,0/3,0/4,0 und 5,0 mm, die weiche Schicht ist immer 1,0 mm stark. Zur Herstellung von komfortablen Miniplast- und Aufbisschienen, Silensor-sl Schnarchschutz, komfortablen Retentionsschienen mit korrekativer Wirkung u. A., die harte Schicht kann mit Autopolymerisat (Resilits) aufgebaut werden.

• Auch in grün und pink lieferbar



Packung 10 Stück

219800	52,65
218161	62,71
220020	74,82

Packung 50 Stück

230936	210,78
220023	250,94

Durchmesser: 120 mm
Farbe: blau

Imprelon, Scheu-Dental

Feste, nicht elastische Platten, verbinden sich mit Autopolymerisat.

• Anwendung:

Abdrucklöffel und Verbandträger.



Packung 10 Stück

48550	14,50
72441	15,90

Packung 100 Stück

58755	136,20
-------	--------

Durchmesser: 125 mm
Farbe: klar

Imprelon S pd, Scheu-Dental

Extrem bruchfestes, abrasionsfestes, klares Material. Die Folien sind zum sofortigen Gebrauch bereits vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt.

• Anwendung:

Osamu-Retainer, Miniplast-Schienen, Retentionsschienen



Packung 10 Stück

249153	29,50
249154	36,90
249155	46,20
249156	56,50
249157	85,70

Packung 100 Stück

249671	271,70
--------	--------

Durchmesser: 125 mm
Farbe: klar



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Isofolan, Scheu-Dental

Folien mit optimaler Isolierwirkung für Gips/Kunststoff in der Tiefziehtechnik. Hervorragend geeignet als Isolierfolie in der Schienentechnik bei allen hartelastischen Folien.



Packung 100 Stück
0,1 mm

Durchmesser: **125 mm**
Farbe: **klar**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
44086	27,60

IST-Geräte-Kit HF 9, Scheu-Dental

Intraorales Schnarchtherapiegerät, Herstellung im Tiefziehverfahren. Die Verbindung von OK und UK erfolgt durch stufenlos verstellbare HF-Teleskope, die nachträglich um bis zu 5 mm aktivierbar sind. Der Unterkiefer und somit auch die Zunge werden durch Protrusion nach vorn gelagert.

• Inhalt Kit:

inkl. 2 Teleskope, 4x Duran (2,0 mm), 4x Isofolan, Durasplint-Kunststoff, 4 Befestigungsteile mit O-Ring, 4x Scheu Anker, Alastikkette, Silikonschutzschlauch, Sicherheitsdehnschlüssel, SD-Box zur Aufbewahrung beim Patienten, Okklusionstrainer, 2x Cetron Reinigungspulver a.15 g, Herstelleranleitung und Patienteninformation.



IST-Geräte-Kit HF 9

23605 **142,60**

Paar
Führungsteleskope

170685 **67,40**

Packung 4 Paar
Befestigungsteil für IST-Gerät, m. O-Ring u. stabiler Retention

148774 **17,90**

Packung 10 Stück
O-Ringe für IST-Gerät

18710 **7,30**

Silensor-sl, Antischnarchgerät, Erkodent

Der Silensor-sl ist eine Unterkieferprotrusionsschiene. Das Antischnarchgerät zeichnet sich aus durch:

- Schnelle, einfache Herstellung
- Hoher Tragekomfort
- Leicht austauschbare Verbinder
- Deutlich verringerte Lastspitzen und Bruchgefahr durch abfedernde, Propulsionsstöße erlaubende Verbinder
- Metallfreie Konstruktion



Set Ø 120 mm

Inhalt: 2 x Teilekarte, 1 x HSS-Bohrer (1,4 mm), 1 Scheibe Erkodur 2,5 mm, 1 Scheibe Erkodur freeze 2,5 mm, 1 Scheibe Erkoloc-pro 3,0 mm, 1 Scheibe Erkoloc-pro blu 3,0 mm, 1 Scheibe Erkoloc 1,0 mm, 1 x Muster Erkogum violett, 1 x Muster Ausblockwachs lila, 1 x Muster Erkoskin, 2 x Muster Aton-Lab 80 A + B, 2 x Erkobox, 2x Bisshilfe-Streifen, 1x Permanentmarker, 2 x Silensor Pflegeanleitung, 10 x Silensor-sl Patientenflyer, 2 x Silensor-sl Anleitung mit Verbinderverwendung und WechselZA/ZT Infoschreiben.

218103 **60,04**

Packung 1 Stück
Teilekarte

218919 **19,95**

Packung 10 Stück
Teilekarten

218532 **167,20**

Packung 10 Stück
Silensor SL Verbinder, Ø 23 mm,


259901 **4,37**

Sof-Tray Sheets, Ultradent Products

Extrem flexible Tiefziehfolie. Besonders geeignet für Bleaching-Schienen.

• Anmerkung:

Dan Fischer empfiehlt für die Bleachingbehandlung die flexible Schiene, die sich 'wie eine Kontaktlinse' an den Zahn schmiegt. Dabei empfiehlt er die dünne Ausführung (0,9 mm).



Packung 25 Stück
Stärke: 0,9 mm

28511 **29,00**


Packung 20 Stück
Stärke: 1,5 mm

28512 **29,00**

Form: **quadratisch**
Maße: **127 x 127 mm**
Farbe: **klar**

Aqualizer, Dentrade

Der Aqualizer ist eine vorgefertigte, wassergefüllte Aufbißschiene zur Entspannung der Kiefermuskulatur. Sie dient zur Behandlung beim CMD-Syndrom. Durch die Wasserfüllung passt sich die Schiene automatisch an den Patienten an, kompensiert sofort fehlerhafte Okklusionen und balanciert die neuromuskuläre Position der Mandibula aus.



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
66258	15,48
66257	15,48
66256	15,48
18100	15,48
149645	15,48
170129	15,48
223361	15,48
20265	15,48
223360	15,48

Ausarbeitungsset Quick 3, Erkodent

Beinhaltet alle rotierende Instrumente, die zur Ausarbeitung sämtlicher Tiefziehmaterialien sinnvoll sind: Stichfräser für grobes Ausschneiden, HSS-Spiralbohrer für feinkonturiertes Ausschneiden, HM-Fräse zum Beschleifen, Liskosil-s/-m/-l zum Abtragen und Beschleifen von Material.



Ausarbeitungsset Quick 3

262569 79,86

Cetron Pflege Set, Scheu-Dental

Aufbewahrungs-, Reinigungs- und Transportbox inkl. Bürste und 5 Tütchen mit je 15 g Reinigungspulver. Zur hygienischen und dauerhaften Pflege von Prothesen, KFO-Platten, Schienen und Schnarch-Therapie-Geräten.



Pflege Set

163742 16,10

1 Reinigungsdose
5 Portionsbeutel (15 g)

Einzelpackungen Pulver

5 x 15 g Beutel 163758 7,30
25 x 15 g Beutel 163759 28,10

Cetron Pflegespray, Scheu-Dental

Pflege und Reinigung von Schienen, Prothesen, KFO-Platten, Mundschutz und Schnarch-Therapie-Geräten, vermindert Monomergeschmack, sorgt für hochglänzende Kunststoff-Apparaturen, angenehme Frische und hohen Tragekomfort.



Dose 75 ml, lemon

163743 14,60

Dimo Pro, Scheu-Dental

Ausarbeitungsscheibe aus einer speziellen Elastormischung mit feiner Faserstruktur, extrem lange Standzeit, speziell zur End- und Hochglanzpolitur von Sandwich Folien, Mundschutz- und KFO-Geräten sowie Elastomeren. Inkl. Mandrell.



Dimo Pro Ø 24 x 6 mm

Packung 10 Stück 162766 36,70
Packung 50 Stück 162769 158,00

Dimo Pro Slim Ø 24 x 4 mm

Packung 10 Stück 189775 32,30
Packung 50 Stück 196956 141,10

3
Modellieren

Tiefziehtechnik Zubehör

Dimo, Scheu-Dental

Stabile und flexible Ausarbeitungsscheiben mit verlängerter Standzeit. Zur Bearbeitung und Vorpolitur von Elastomeren, Sandwich Folien, Mundschutz- und KFO-Geräten. Inkl. Mandrell.



Packung 10 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
fein	162770	21,20
mittel	162772	21,20
grob	162774	21,20

Packung 50 Stück

fein	162771	91,60
mittel	162773	91,60
grob	162775	91,60

Durasplint, Scheu-Dental

Hochtransparentes Autopolymerisat speziell für die Anfertigung von Aufbissen auf Schienen. Einfachste Verarbeitung, geringer Schrumpf, optimiertes Einschleifverhalten.



Kit 200 g Polymer, 100 ml Monomer, Dosier- u. Mischbecher, Isolierung, Haftvermittler, weiteres Zubehör und detaillierter Verarbeitungsanleitung	29217	80,30
--	-------	-------

Einzelpackungen

200 g Pulver	29814	42,40
400 g Pulver	165547	70,70
100 ml Flüssigkeit	29815	18,60
250 ml Flüssigkeit	165550	39,60

Durasplint LC, Scheu-Dental

Lichthärtend, transparent, speziell für den Aufbau von Duran-Schienen (ab 1,5 mm Stärke). Polymerisation im Lichtwellenlängenbereich zwischen 350 und 450 nm.

Vorteile:

- Keine Gelbverfärbung des Materials nach dem Lichthärten
- Das Aushärten des Materials im Drucktopf entfällt



Kit 38g 3er-Riegel Durasplint LC, 1x 1,5g Clear-Blokker mit 2 Minikanülen, 10 ml LC-Primer mit Pinsel, 10 g LC-Isolierung, je 1x LC-Fräse A, B und C, je 1x SD-Polierpaste A und B, je 5x SD-Polierbürste, SD-Filzrad und SD-Hochglanzschwabbel mit Mandrell	244893	210,60
--	--------	--------

Einzelpackungen

3er-Riegel, 38 g (B x L x H: 32 x 120 x 8 mm)	246104	33,60
Primer 10 ml mit Pinsel	246105	23,50
Isolierung 10 g	246106	9,60

Edelstahlgranulat/Granulat, Dreve

Das neue Edelstahlfüllgranulat mit abgerundeten Kanten minimiert die Lochbildung speziell bei dünnen Tiefziehmaterialien und führt dadurch zu einer Optimierung der Passgenauigkeit. Auch lassen sich Anhaftungen des Granulats an den Folien nach dem Tiefziehprozess leichter lösen.



Edelstahlgranulat Flasche 1,2 kg	203034	46,12
--	--------	-------

Granulat Flasche 1,2 kg	62135	26,85
-----------------------------------	-------	-------

Erkoskin, Erkodent

Selbsthärtender Schutzfilm für fast alle Materialien. Dauerelastisch, säure- und basenbeständig, reißfest, rückstandslos abziehbar, schnelltrocknend.

Als Platzhalter bei der Herstellung von Bleachingsschienen und zur Gingivasaumentlastung in der Tiefziehtechnik.


Als Schutz von Gipsstümpfen vor Trimmwasser, von hochglänzenden Metallpartien beim Sandstrahlen und von hochglänzenden Keramikteilen beim Ätzen von Keramik.



Flasche 50 ml	88676	23,77
----------------------	-------	-------

Finier-Set, Scheu-Dental

Sortiment mit 8 Schleifkörpern mit Farbcodierung zur einfachen Zuordnung zum Trennen, Ausarbeiten und Finieren von weichen und hartelastischen Folien.



Set 1 Trennfräser, 1 HM-Schneidfräser, 1 HM-Tricutter fein, 1 Finierfräser, 1 Bioperm-Trimmer, 1 Polyfix, 1 Osamu-Polierer, 1 Dimo Pro Slim, 1 Zurichtstein (o. Abb.)	59359	56,10
---	-------	-------

Tiefziehtechnik Zubehör

Folienschere, Hammacher

Folienschere, gerade, spitz-spitz, 115 mm mit feiner Zahnung.



Stück

Artikel-Nr. 56082
Preis pro Einheit 34,10

Folienschere, Hammacher

Gebogen, mit feiner Zahnung, 95 mm, zum einfachen Schneiden von Tiefziehfolien.



Stück

27651 36,80

Füllgranulat, Erkodent

Zur individuellen Begrenzung des Tiefziehgrades. Das neue Füllgranulat zeichnet sich durch abgerundete Kanten aus. Diese haben zur Folge, dass beim Tiefziehen vor allem dünne Folien schonender behandelt werden und damit bessere Ergebnisse erzielt werden können.



Packung 1,3 kg gerundet, Edelstahl

32298 50,83

Liskoid, Erkodent

Ideal zum Vorpolieren des Interdentalbereichs tiefgezogener Schienen.



Packung 6 Stück

163451 30,93

Packung 100 Stück

229886 278,65

Lisko Polierscheiben, Erkodent

Lisko Polierscheiben mit zur Kühlung offener Struktur, einzigartig zum Bearbeiten weicher Materialien.

• Handhabung

Max. Drehzahl 4000 U/Min. Besonders bei feinen Körnungen mit geringem Druck schleifen. Schutzbrille tragen.



Packung 10 Stück

Farbe: weiß, fein
Farbe: grau, mittel
Farbe: braun, grob

69192 21,01
69193 21,01
69194 21,01

Packung 100 Stück

Farbe: weiß, fein
Farbe: grau, mittel
Farbe: braun, grob

164435 152,55
89956 152,55
165021 152,55

Lisko-B Polierscheiben, Erkodent

Lisko-B ist eine Vorpolierscheibe mit deutlich erhöhter Standzeit. Lisko-B wird immer mit beidseitigen Stützscheiben eingesetzt. Ist die Scheibe bis zu den Stützscheiben abgetragen, können diese entfernt und die Scheibe weiter benutzt werden.

• Handhabung

Empfohlene Drehzahl 10 000 U/min.



Packung 10 Stück

245099 32,08

Packung 100 Stück

248587 232,00

3
Modellieren

Tiefziehtechnik Zubehör

Lisko-S Polierscheiben, Erkodent

Polierscheiben, wie Lisko, jedoch mit halboffener, stabilerer Struktur. Vierfache Lebensdauer, alle Arbeitsgänge sind mit einer Körnung möglich.

• Anwendung

Zum Vorpolieren und Bearbeiten weicher und zum Vorpolieren harter Tiefziehmaterialien

• Handhabung

Idealer Drehzahlbereich 4000 - 12000 U/Min. Schutzbrille tragen.



Packung 10 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

44922 32,08

Packung 100 Stück

32211 232,00

Liskosil-Set, Erkodent

Liskosil ist eine fein-abrasive Polierscheibe mit enormer Standzeit, die nicht nur fein dosiertes Abtragen von Material erlaubt, sondern durch Erhöhung des Anpressdrucks schnell größere Materialmengen abträgt.

Egal, ob grob oder fein beschliffen wird, es bleibt immer eine feine leicht matte Oberfläche zurück, die in vielen Fällen eine Hochglanzpolitur erübrigt.

• Idealer Drehzahlbereich für Liskosil, 5.000 - 10.000 U/Min., Schutzbrille tragen



Set

1 x Liskosil-s, 1x Liskosil-m, 1x Liskosil-l, 2 Mandrelle groß und 1 Mandrelle klein

258122 19,19

Liskosil-s, Erkodent

Liskosil-s, der kleine Durchmesser erlaubt die Bearbeitung okklusaler Frühkontakte und sogar der Innenseite einer Schiene

Anwendung

Für alle Tiefziehmaterialien, Print- und gefräste Kunststoffe, auch Metalle und Silikon.

NEU



Packung 6 Stück, 1Mandrell

261432 38,36

Liskosil-l, Erkodent

Liskosil-l, ist besonders für die großflächige Bearbeitung geeignet. Größere Materialmengen können abgetragen werden, ohne eine kantige Oberfläche zu hinterlassen.

Anwendung

Für alle Tiefziehmaterialien, Print- und gefräste Kunststoffe, auch Metalle und Silikon

NEU



Packung 6 Stück, 1Mandrell

259468 51,16

Liskosil-m, Erkodent

Liskosil-m, ermöglicht das gleiche Ergebnis wie -l, in engen Bereichen z.B. im Papillenbereich einer Schiene

Anwendung

Für alle Tiefziehmaterialien, Print- und gefräste Kunststoffe, auch Metalle und Silikon

NEU



Packung 6 Stück, 1Mandrell

261913 44,74

MaxiFresh, Dreve

Die Reinigungstablette dient der äußeren Pflege und Reinigung von dentalen Zahnschienen und Sportmundschützern. Nur durch eine tägliche Reinigung wird die Lebensdauer der hochwertigen Zahnschiene erhöht und eine einwandfreie Hygiene und Funktion gewährleistet.

Vorteile

- Einfache und professionelle Reinigung
- Ohne Bürsten, ohne mechanische Einwirkung
- Verringert Eintrübungen und Verfärbungen



Packung 24 Stück

Reinigungstabletten inkl. Reinigungsbehälter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

218129 12,60

Refill Set

24 Stück Reinigungstabletten

218130 9,41

Oxydens Clean-Set, Erkodent

Ein intensiv getestetes Reinigungssystem für sämtliche mit unserer Tiefziehtechnik hergestellten Zahnschienen, wie Knirscherschienen, Playsafe Sportmundschutz, Silensor-sl Schnarchschiene, kieferorthopädische Apparaturen, Korrekturschienen, Retainer, Prothesen und Ähnliches.

Zur Reinigung von Zahnschienen

- Entfernt Plaque und mineralische Ablagerungen
- Entfernt Gerüche
- Frische und saubere Schienen
- Beugt Verfärbungen vor



Set

32 Tabletten, 1 Clean-box, 1 Clean-cup

227941 17,83

Packung 32 Stück

230290 10,98

Polierset, Erkodent

Zum Polieren aller harten Tiefziehmaterialien mit dem Technikhandstück.



Splintbox

60 g Spezialpoliermasse, 3 Leinenschwabbeln

163447 24,21

Ultra-Trim Federschere, Ultradent Products

Federschere zum präzisen Zuschneiden von tiefgezogenen Zahnaufhellungsschienen. Aus Edelstahl, mit feinen, gezahnten Schneiden. Nur für extraoralen Einsatz, kein Medizinprodukt.



Stück

28843 62,00

Zubehör Tiefziehtechnik, Scheu-Dental



Einzelpackungen

Ausblockkit 250 g	45344	14,70
Edelstahl-Füllgranulat 1 kg	63238	38,20
Löffelgriffe 10 Stück	85568	4,00
Löffelgriffe 100 Stück	89065	30,70
HM-Schneidfräser gelb 6 Stück	55624	56,10
HM-Tricutter fein grün 6 Stück	33310	56,50
Osamu-Polierer grau 2 Stück	30856	15,10
Polyfix braun auf Mandrell Stück	33312	7,90
Polyfix Scheiben braun Packung 6 Stück	84051	22,00
Trennfräser weiß 6 Stück	32374	32,00
Bioplast Isoliermittel 500 ml	53852	20,80

Palavit G, Kulzer

Selbsthärtender Zweikomponenten-Modellierkunststoff für die rationelle Herstellung von Gussmodellen aller Art.

- Rückstandsfreie Verbrennung
- Individuelle Verarbeitung durch Pinsel- oder Anmischtechnik
- Aufgetragene Schichtstärke optisch kontrollierbar (rote Einfärbung)



Pulver

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
82352	36,70
82353	132,00

Flüssigkeiten

82354	30,00
82355	124,00

GC Pattern Resin LS, GC

Modellierkunststoff zum modellieren von Teleskop- und Konuskronen, Geschiebearbeiten, Klammern, Klebebrücken, Palatinalbügeln, Verbindungsteilen usw. auch als Kunststoffstumpfmateriale für die Galvanotechnik verwendbar! Vorzüge: Minimale Schrumpfung - präzise Modelle und Gussresultate. Hohe Festigkeit und Stabilität - sehr dünne Schichtstärken realisierbar. Brennt rückstandsfrei aus - glatte, saubere Gussoberfläche. Leichtes Ausarbeiten. GC Pattern Resin LS wurde speziell für die Pinseltechnik entwickelt.



Normalpackung

100 g Pulver, 105 ml Flüssigkeit, 2 Anmischbecher, 1 Pinsel Nr. 4, 1 Pipette

21796 91,91

Einzelpackungen

81799	52,02
67090	380,57
21772	39,18
67088	55,32

Stabiloplast, Renfert

Der Allroundkunststoff zum Fixieren, Stabilisieren, Verbinden und Ausblocken.

Härtet durch einfaches Aufsprühen des dazugehörigen Akzelerators.

Vorteile

- Direkt aus der Flasche auftragbar
- Verbindet sich mit Wachs
- Hat eine ausgezeichnete Klebkraft auch an Metall



Set

2 x 10 g Kunststoff, 30 ml Akzelerator, 1 Kunststoffspatel

70820 47,00

Einzelpackungen

187224	23,50
70826	26,50

Odontosil 60, Dreve

Additionsvernetzendes Silikon zur Anfertigung von kieferorthopädischen Elastopositionen. Die Vernetzung bei Raumtemperatur lässt neben der indirekten Küvettenmethode auch die direkte Applikation aus der Doppelkartusche direkt auf das Setup-Modell zu.

- Einfache und anwenderfreundliche Handhabung durch Doppelkartuschen-system
- Mit Odontosil-Positionern sind leichte Zahnstellungskorrekturen problemlos durchführbar
- Optimale Reißfestigkeit durch hochfunktionelle Polymere
- Klar-transparent
- 60 Shore A



Packungen


14359	61,82
14358	196,62

Odontosil 2K Lack

246557	28,51
--------	-------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.



Wir haben
die Nr.1
einfach **besser** gemacht!



Pattern Resin LS von GC

Modellierkunststoff
mit minimaler Schrumpfung

Vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten
Exzellente Verarbeitung
Minimale Schrumpfung
Optimale Passung
Effizientes Arbeiten



Tauchwachs und Zubehör

3

Modellieren

Duo Dip, Yeti

Eine gebrauchsfertig eingestellte, alltags-taugliche Tauchwachsmischung. Durch die glatte und abgerundete Kornqualität wird ein nahezu 'flüssiges Einrieseln' des Wachsgrenulats erreicht. Zügiges, sauberes und grammgenaues Auffüllen der Tauchwachsdose ist damit gewährleistet.



Packung 80 g
orange

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
54860	18,30

GEO Dip, Renfert

Gebrauchsfertiges, weiches Tauchwachs mit geringster Kontraktion für die gesamte Kronen- und Brückentechnik. Verformfreies Abheben durch elastische und reißfeste Wachskäppchen. Optimale Viskosität bei 90-92°C. Reproduzierbare, passgenaue Käppchen mit einheitlicher Wandstärke. Organisch, rückstandsfrei verbrennbar, geeignet für die Voll- und Presskeramik. Genaues Dosieren mit der GEO-Dip Wachsdose.



Packung 200 g
grün-transparent
orange-transparent
gelb-transparent

25620	27,50
27868	27,50
27867	27,50

GEO Rewax-Tauchwachs, Renfert

Gebrauchsfertiges, hartes Tauchwachs mit geringster Kontraktion für die gesamte Kronen- und Brückentechnik. Die gelbe Farbe sichert die Käppchen-Stärke beim Schaben oder Fräsen. Präparationsgrenze durch Transluzenz immer erkennbar.



Packung 210 g
gelb-transparent

71398	29,50
-------	-------

Hotty, Renfert

Wachstauchgerät mit stufenlos regulierbarer Arbeitstemperatur. Leuchtdiodenanzeige des Betriebszustandes und der Aufheizphase. Keine Überschreitung der eingestellten Temperatur.

- 3 Jahre Garantie



Stück

18699	162,50
-------	--------

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T:
90 x 65 x 98 mm
Temperaturbereich: 60 - 110°
Max. Leistung: 25 W (+/-10%)
Gewicht: 360 g

Hotty LED, Renfert

Ein Wachstauchgerät mit kontrollierter Temperatureinstellung und Anzeige des Soll- und Ist-Wertes über ein Display. Einheitliche Schichtstärke der Wachskäppchen auf Grund gleichmäßiger Temperaturverteilung. Zeitsparendes Arbeiten durch schnelle und kontinuierliche Aufheizphase.

- 3 Jahre Garantie



Stück

157468	214,00
--------	--------

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T:
90 x 65 x 98 mm
Temperaturbereich: 60 - 110° C
Max. Leistung 25 W (+/-10%)
Gewicht: 400 g

Tauchwachs und Zubehör

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Vario E, Renfert

Wachserwärmer. Im Vario E werden Modellierwachs auf die ideale Verarbeitungstemperatur erwärmt. Statt mit dem Modellierinstrument immer wieder kleine Portionen zu verflüssigen, wird das Modellierwachs aus dem Vario E flüssig entnommen. Dadurch sparen Sie beim Modellieren viel Zeit.

- **3 Jahre Garantie**



Stück

17741 351,50

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T:
178 x 54 x 120 mm
Temperaturbereich: 45 - 110° C
Max. Leistung: 85 W
Gewicht: 658 g

Waxprofi, Renfert

Wachserwärmer für die Teil- und Totalprothetik. Großes Becken zur Vorhaltung der Wachs in einer flüssigen bis streichfähigen Konsistenz mit Abstreifkante am inneren Beckenrand. Stufenlose Temperatursteuerung. LED-Anzeige zur Wiedergabe des Temperatur- bzw. Heizzustandes.

- **3 Jahre Garantie**



Stück

17740 283,00

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T:
178 x 54 x 120 mm
Temperaturbereich: 40 - 110° C
Leistungsaufnahme: 120-140 W
Gewicht: 608 g

Waxlectric I (1 - Kanal), Renfert

Eine neue komfortable Optimierung für den Alltag wurde nun realisiert: Waxlectric kann ab jetzt pro Kanal 3 Temperaturen dauerhaft speichern. Per einfachem Tastendruck ist die benötigte Temperatur schnell eingestellt. Die übersichtliche Anzeige zeigt sofort das gewählte Programm an.

- Einstellung gradgenau (Celsius oder Fahrenheit)
- **3 Jahre Garantie**



Stück

195198 270,50

inkl. Modelliereinsatz (2155-0102 Sonde mittel)
Integrierte Halter für Heizgriff und 6 Spitzen, 1 Handstück

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T:
120 x 60 x 98 mm
Min. Arbeitstemperatur: 50° C
Max. Arbeitstemperatur: 200° C
Leistungsaufnahme: 5 W
Gewicht (mit/ohne Netzteil):
ca. 445 g / 235 g

Waxlectric II (2 - Kanal), Renfert

Das Waxlectric II ist der Profi im Bereich der elektrischen Wachsmesser und ermöglicht den parallelen Einsatz von zwei Handstücken

- Kompakte, ergonomische Bauform in neuem Design
- Halter für 6 Modellierspitzen und für Handstück direkt am Gehäuse
- Beide Halter bequem abnehmbar für bessere Reinigung (z. B. per Dampfstrahlgerät)
- **3 Jahre Garantie**



Stück

193228 370,00

inkl. Modelliereinsätze (2155-0101 + 2155-0103)
Integrierte Halter für Heizgriff und 6 Spitzen, 2 Handstücke

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T:
150 x 60 x 98 mm
Min. Arbeitstemperatur: 50° C
Max. Arbeitstemperatur: 200° C
Leistungsaufnahme: 10 W
Gewicht (mit/ohne Netzteil):
ca. 475 g / 265 g

Modellierspitzen, Renfert

Neue Modellierspitzen kompatibel mit alten Waxlectrics.

- Alle neuen Modellierspitzen (2155-xxxx) der aktuellen Waxlectric-Geräte-Reihe sind kompatibel zu den Handstücken der alten Waxlectric-Serie (2140-/2139-xxxx)

Einzige Voraussetzung: Die O-Ringe aus Gummi in den alten Handstücken und auf den neuen Spitzen müssen immer beide vorhanden sein. Die alten Spitzen (2141-xxxx) sind für die neuen Geräte nicht verwendbar.



Stück

2155 - 0101 Sonde klein	178177	33,00
2155 - 0102 Sonde mittel	178178	33,00
2155 - 0103 Sonde groß	178226	33,00
2155 - 0104 Klinge schmal	178427	33,00
2155 - 0105 Klinge breit	178431	33,00
2155 - 0106 Hohlkehlklinge	178448	33,00
2155 - 0107 Hollenback horiz.	178450	33,00
2155 - 0108 Hollenback vertik.	178451	33,00
2155 - 0109 Sonde mini abgew.	178452	33,00
2155 - 0110 Lanzenklinge	178453	33,00
2155 - 0111 Biberschwanzkl.	178454	33,00
2155 - 0112 Wachsmesser groß	178455	50,50

Tauchwachs und Zubehör

Easy Waxer, Yeti

Mit leichtem, steckbarem und temperaturunempfindlichem Modellierhandstück und LED-Anzeige. Durch den vergrößerten Temperaturbereich können auch moderne, mit Kunststoff versehene Wachse problemlos verarbeitet werden. Modernes Design mit schwarzem Gehäuse.

Vorteile:

- Analoge Technologie für eine fehlerfreie und sichere Funktion,
- Besonders kurze Aufheizrate,
- Temperaturbereich bis 190 °C,
- Hohe Arbeitserleichterung durch feinfühligere Temperaturregelung und schnelle Reaktionszeit der Sonde,
- Stromsparende Ein- und Ausschaltung, kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus,
- Einfache Bedienung durch Temperaturregler



Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

217913 170,70

Lieferumfang:

easy Waxer komplett mit 1 Handstück inkl. Verbindungskabel, 1 Handstückklemme und 1 Modellierspitze PKT 2.

Technische Daten:

230 V, 50/60 Hz, 9-12 W, max. 190 °C.

Dippy easy, Yeti

Leistungsstark, mit gleichmäßiger Temperaturverteilung. Präzise und stufenlose Einstellung über Potentiometer.



Stück

232823 124,30

Technische Daten:

Abmessung: 8,2 x 8,0 x 9,0 cm
230 V/50 Hz, Leistung 50 W
Temperaturbereich 65-105 °C, Anzeigegenauigkeit 1,0 °C.

Wachsmesser elektrisch für Schick Qube, Schick

Das elektrische Wachsmesser wird an die QUBE-Stuereinheiten angeschlossen und präsentiert sich in edlem und ergonomischem Design.

- Werkzeugloser Wechsel der Sonden bei laufendem Betrieb
- Schnelles Arbeiten durch kurze Aufheizzeit und hohe Leistung
- Zeit-, Kosten- und Platzersparnis durch die zentrale Bedieneinheit QUBE
- Ergonomisches, ultraleichtes Handstück
- Gleichmäßige Temperaturverteilung an der Instrumentenspitze
- 100 V / 230 V, 50/60 Hz, DC 5W, in Stufen regelbar von 50°C bis 200°C



Wachsmesser für Qube

Lieferumfang:

- Wachsmesser
- Ablage Wachsmesser
- Modellierklinge
- 2 Modelliersonden (0,6 und 1,0 mm)

224544 321,75



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Kronen- und Brückenwachse

Ästhetik Wachs, Schuler-Dental


Modellierwachs, das sich besonders durch geringe Kontraktion, beste Fließ- und Schaubeigenschaften auszeichnet.

• Ästhetik-Wachs-A

Enthält einen geringen Anteil (<1 Vol %) anorganischer Zusätze, die das Wachs auch in flüssigem Zustand opak erscheinen lassen. Dies ermöglicht eine exakte Dosierung und gezieltes Auftragen. Nicht für die Vollkeramik geeignet. Erstarrungspunkt 51°C.

• Ästhetik-Wachs-O

Verbrennt völlig rückstandsfrei und ist daher bestens für die Glaskeramik- Gusstechnik geeignet.



Kegel 45 g

Ästhetik A, braun

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

68221 20,20

Ästhetik A, beige

68222 20,20

Kegel 45 g

Ästhetik O, braun

87015 16,90

Ästhetik O, beige

87016 16,90

Cervikalwachs, Bego

Elastisches, spannungsfreies, weiches und schrumpfungsfreies Spezialwachs zur Modellation cervikaler Ränder von Kronen, Präzisionsteilen und Inlays.



Dose 70 g

aubergine

20103 15,90

GEO Crowax, Renfert

Organisches, transparentes Modellierwachs, geeignet für das Modellieren mit der offenen Flamme und dem elektrischen Wachsmesser. Hohe Präzision und Passgenauigkeit aufgrund eines geringen Schrumpfverhaltens. Rückstandsfrei verbrennbar.



Dose 80 g

grün-transparent

256992 13,50

blau-transparent

256999 13,50

rot-transparent

257001 13,50

beige-opak

257002 13,50

grau-opak

257003 13,50

Fräswachs, Gebdi

Volumenbeständiges Modellierwachs für Kronen- und Brückentechnik. Auch für Aufwachstechnik geeignet. Es lässt sich spannend schaben, schmiert nicht und hinterlässt eine glatte und saubere Oberfläche.



Packung 10 Blocks

grün

79885 32,10

blau

70871 32,10

GEO Classic Avantgarde, Renfert

Die anorganischen, opaken, mittelharten Modellierwachse GEO Classic Avantgarde, mit ausgezeichneten Modellier- und Schaubeigenschaften, sind speziell auf die konventionelle Kronen- und Brückentechnik ausgerichtet. Sie eignen sich besonders gut für das Modellieren mit dem elektrischen Wachsmesser.



Kegel 75 g

beige-opak

27878 17,50

grau-opak

27879 17,50

mint-opak

27880 17,50

Geo Classic Modellierwachse, Renfert

Die Modellierwachse GEO Classic sind harte Wachse mit sehr guten Modellier- und Schaubeigenschaften. Die organischen Modellierwachse transparent sind rückstandsfrei verbrennbar. Die anorganischen Modellierwachse opak eignen sich bestens für die Herstellung von konventionellen Restaurationen mittels Gusstechnik.

- Sehr gute Fließ- und Modelliereigenschaften durch einen breiten Schmelzbereich
- Hohe Präzision und Passgenauigkeit aufgrund eines sehr geringen Schrumpfverhaltens.
- Optimal geeignet zur Kaufächengestaltung dank einer unelastischen harten Wachsqualität.



Kegel 75 g

beige-opak

27894 17,50

grau-opak

27895 17,50

mint-opak

27896 17,50

natural

189426 17,50

Kegel 75 g

natural-transparent

33537 17,50

blau-transparent

27892 17,50

mint-transparent

27893 17,50

Kronen- und Brückenwachse

Gnathowachs, Schuler-Dental

Für die gnathologische Aufwachstechnik. Hervorragende Fließfähigkeit und hoher Festigkeitsverlust. Auch bei mehrmaligem Erhitzen keine Veränderung der Kristallstruktur, so dass kontinuierliches Arbeiten gewährleistet ist. Keinerlei Spannungen, selbst bei starkem Querschnitt von aufgewachsenen Kauflächen.



Kegel 45 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
67477	16,90
67479	16,90
67478	16,90
68250	16,90

Gründer-Wachs

Spezialgusswachs nach Gründer für die Doppelwachstechnik. Weich und spannungsfrei. Schmelzpunkt: 74°C.



Dose 50 g

76961 **26,99**

IQ Modellierwachs, Yeti

Hochwertiges Modellierwachs für jeden Einsatzbereich. Durch Zusätze von Mikrowachsen passgenau und kontraktionsarm. Gute Schabeigenschaften und Festigkeit. Durch den heraufgesetzten Erstarrungspunkt auf 64°C wird IQ zum idealen Sommerwachs.



Dose 45 g

beige	58685	15,50
grau	58686	15,50
neongrün	38061	15,50
blau	38060	15,50

Inlay Wax Soft, GC

Durch exzellente Plastizität für die Aufwachstechnik geeignet. Einwandfreie Adaption. Ideal für Inlays, Onlays, Kronen und Brücken.



Dose 40 g

grau	37087	24,06
violett	79139	24,06

Packung 60 Stangen violett

79140 **34,10**

Kronenwachs, Bego

Hochwertiges hartes und mittelhartes Wachs zum Modellieren in der Kronen- und Brückentechnik. Ideale Schabeigenschaften, schnelles Erstarren nach dem Auftrag.



Dose 70 g

hart, blau	20104	15,90
mittelhart, dunkelblau	20101	15,90

Modellierwachs, Schuler-Dental

• Modellierwachs, blau

Speziell geeignet zur Gestaltung von Kauflächen und zum Ausmodellieren von Kronenwandungen, ebenso zum Aufbauen von Brückengliedern für Kunststoff- und Keramikverblendungen.

• Modellierwachs, grün

Eine weichere, mittelharte Qualität. Die geringere Härte bewirkt zusätzlich eine höhere Bruchstabilität, wodurch das Wachs für die gesamte Gusstechnik einsetzbar ist.



Kegel 45 g

blau	67489	14,10
grün	50065	14,10

Kronen- und Brückenwachse

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Prepon Wachs, Kulzer

Das universelle Perlwachs für die Kronen- und Brückentechnik mit außergewöhnlichen Eigenschaften:

- Optimal dosierbar durch gleichmäßige Perlforn
- Synthetische Wachskomposition
- Gleichmäßiges und schnelles Aufschmelzen
- Besonders geeignet für elektrische Wachsmesser
- Rückstandslose Verbrennung



Packung 100 g
grün, perform

88640 36,30

Thowax Cervicalwachs, Yeti

Weiches finierbares Wachs, spannungsfrei für passgenaue Kronenränder. Hauchdünnes Adaptieren an der Präparationsgrenze möglich.



Dose 70 g
rot

61290 17,50

Thowax Fräswachs, Yeti

Fräsbearbeitbar mit allen Hartmetallfräsen bei 5.000 U/min. Gute Modelliereigenschaften trotz gesteigerter Härte. Unebenheiten der gefrästen Flächen deutlich erkennbar.



Dose 70 g
grau-opak
grün-transparent

63548 17,50

61380 17,50

Thowax Modellierwaxse, Yeti

Thowax ist ein Modellierwachs für die Kronen-, Brücken- und Inlaytechnik. Es besteht aus Naturwachsen ohne Zugabe von Kunststoffen. Niedriger Erstarrungspunkt bei 57,3°C. Das Wachs lässt sich sehr schön 'ziehen'. Modellieren feinsten Charakteristika ohne Zuschwemmen der Fissuren.



Dose 70 g
grau
braun
rot
blau
violett
grün
beige
beige mit braun

61289 19,10

61286 17,50

70741 17,50

62576 17,50

61287 17,50

61288 17,50

61284 19,10

61283 24,80

Thowax Unterziehwachs, Yeti

Als erste Schicht beim Aufwachsen von Inlays und Kronen, zum Modellieren von Sekundärteilen oder im Cervicalbereich.

Hohe Dichte und Härte ermöglichen messerscharfes Schaben des Kronenrandes. Dimensionsstabil, verzugsfrei und passgenau. Opak für optimalen Kontrast zum Gipsstumpf.




Dose 70 g
bordeaux

63516 19,10

Wachszwischenglieder und Wachsgussstifte

Geo Pontics, Renfert

Konfektionierte Zwischenglieder zur Herstellung von Front- und Seitenzahnbrücken für die Verblendtechnik mit Kunststoff oder Keramik. Die jeweiligen Zahnformen sind proportional reduziert. Diese Standardgrößen sind für einen Großteil der Anwendungen kompatibel. Sie können auch individuell reduziert oder aufgewachst werden.



Set
je 10 Stück in 6 Größen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
23739	95,00

Packung 20 Stück

OK rechts, Seitenzähne 14-17
OK Frontzähne 12-22
OK links, Seitenzähne 24-27

26473	34,00
27577	34,00
26474	34,00


Packung 20 Stück

UK links, Seitenzähne 34-37
UK Frontzähne 32-42
UK rechts, Seitenzähne 44-47

26475	34,00
27866	34,00
27578	34,00

Gussbirnen nach ZTM Thiel, Erkodent

Die Birne wird direkt am Gussobjekt befestigt. Der Engpass zwischen Gussobjekt und Schmelzreservoir, der bei herkömmlichen Methoden zu früh erstarrt, entfällt.



Packung 100 Stück

Größe 1, Ø 5 mm
Größe 2, Ø 6 mm
Größe 3, Ø 7 mm
Größe 4, Ø 8 mm
Größe 5, Ø 9 mm

21994	26,05
21995	26,05
21996	26,05
21997	26,05
21998	26,05

Gussstifte, Yeti

Während der Erstarrungsphase des Metalls findet eine Kontraktion statt. Um diese und den entstandenen Unterdruck auszugleichen, wird flüssiges Metall aus dickeren Schichten herausgesogen. Mit diesem Wissen entstand die Idee des 'verlorenen Kopfes'. Dieser befindet sich am Gussstift im Zentrum der Muffel und dient als Schwundreservoir.



Packung 250 Stück

Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 7 mm

68281	39,10
68282	41,10
68283	49,50
68284	52,80

Wachsgussstifte, Erkodent

Klassische Form, mit verlorenem Kopf, Schaftstärke 3 mm



Packung 200 Stück


Ø 6,5 mm
Ø 8 mm

85368	49,17
85369	49,17

Zwischengliedblöcke, Yeti

Die Form der Zwischenglieder entspricht einer gleichmäßigen Reduzierung natürlicher Zähne. Da es alle Zwischenglieder nur in einer Größe gibt, wurde diese so gewählt, dass sie in 90% der Anwendungen passen. Sie benötigen zur Lagerhaltung nur 6 verschiedene Formen von 4er-Blöcken. Sollte ein Pontic trotzdem einmal zu groß oder zu klein sein, so lässt er sich in Sekundenschnelle mit etwas Wachs und einem warmen Instrument verändern.

- Anatomische Gestaltung der Zwischenglieder, keine Girlande, mehr Ästhetik
- 100% Wachs, rückstandslos verbrennbar
- Occlusale Tiefe für natürliche Fissuren
- Farbe: blau



Set
6 Formen x 25 Stück

68274	257,00
-------	--------

Packung 25 Stück

OK Block rechts
OK Blocks links
OK Blocks Front

68275	45,20
68276	45,20
68277	45,20

Packung 25 Stück

UK Blocks rechts
UK Blocks links
UK Blocks Front

68278	45,20
68279	45,20
68280	45,20

Wachsdraht und Wachprofile

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Wachsdraht, ORBIS Dental

Geschmeidiger und spannungsfreier Wachsdraht.

- Frei von unerwünschten Rückstellkräften
- Dimensionsstabil
- Verbrennt rückstandsfrei
- Farbe: **grün - mittelhart**

TOP



Rolle 250 g

- Ø 2,5 mm
- Ø 3,0 mm
- Ø 3,5 mm
- Ø 4,0 mm
- Ø 5,0 mm

231000	11,55
231001	11,55
231002	11,55
231003	11,55
231004	11,55

Wachsdraht, ORBIS Dental

Geschmeidiger und spannungsfreier Wachsdraht.

- Frei von unerwünschten Rückstellkräften
- Dimensionsstabil
- Verbrennt rückstandsfrei
- Farbe: **dunkelblau - hart**

TOP



Rolle 250 g

- Ø 2,5 mm
- Ø 3,0 mm
- Ø 3,5 mm
- Ø 4,0 mm
- Ø 5,0 mm


231010	11,55
231011	11,55
231012	11,55
231013	11,55
231014	11,55

Wachsretentionen, ORBIS Dental

Kompakte Retentionen

- Sehr gute Haftung am Modell
- Leicht adaptierbar
- Dimensionsstabil
- Farbe: **rot**

TOP



Packung 40 Stege

Lochretentionen, gerade,

231105 18,45

Packung 20 Tafeln

Retentionsgitter, 75 x 65 mm
Rundlochgitter, 71 x 70 mm

237363	16,15
231107	16,25

Wachsschablonen, ORBIS Dental

Anatomisch vorgeformte Klammerprofile aus rückstandslos verbrennbarem Wachs.

- Sehr druckfest
- Formstabil
- Gute Adaptierbarkeit
- Farbe: **lindgrün**

TOP



Packung 10 Tafeln

MK (Molarenklammern)

231108 13,60

PK (Prämolarenklammern)

231109 13,60

RKG (Ringklammern, gerade)

231110 13,60

Wachspfilstäbe, ORBIS Dental

Mittelharter gut verformbarer Wachsdraht. Für die Gestaltung von Randleisten oder individuellen Retentionen. Verbrennt rückstandsfrei.

- Spannungsfrei
- Dimensionsstabil
- Farbe: **grün**

TOP



Packung

- Ø 0,6 mm, 12,5 g
- Ø 0,8 mm, 25,0 g
- Ø 1,0 mm, 35 g
- Ø 1,2 mm, 35 g

231100	9,85
231101	9,85
231102	9,85
231103	9,85

Wachsdraht, Bego

Wachsdraht für Gusskanäle, ist gut formbar, biegt sich nicht auf und verbrennt rückstandslos. Sparsamer Verbrauch von der Rolle, einfache Lagerhaltung.

- Farbe: **grün**
- Beschaffenheit: **mittelhart**



Rolle 250 g

- Ø 2,5 mm
- Ø 3,0 mm
- Ø 3,5 mm
- Ø 4,0 mm
- Ø 5,0 mm

70480	20,90
70481	20,90
70482	20,90
70483	20,90
80288	20,90

3
Modellieren

Wachsdraht und Wachsp Profile

Wachs-Gitterretentionen, Bego


• Gitterretentionen

Zum einfachen und schnellen Gestalten der Retentionen
Format: **60 x 42 mm**

• Lochgitter-Retentionen

Einsatzgebiet als Retentionen für partielle OK-Modellguss-Prothesen und als Verstärkung bei totalen OK-Kunststoff-Prothesen.

Format: **70 x 70 mm**



Packung 25 Stück

Gitterretentionen eckig, Format: 60 x 42 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

70524 **29,90**

Packung 20 Stück

Lochgitter für partielle OK-Modellguss-Prothesen

87550 **26,90**

Packung 20 Stück

Lochgitter für OK-Modellguss-Prothesen

44844 **31,90**

Wachsretentionen, Bego

Zum sicheren Befestigen von UK-Kunststoff-Sätteln.

- Länge: **17 cm**
- Farbe: **rot**



Lochretentionen

Packung 15 Stück

70520 **16,90**

Packung 150 Stück

70521 **111,90**

Rundlochretentionen

Packung 15 Stück

70522 **15,90**

Packung 150 Stück

70523 **107,90**

Wachs-Klammerprofile, Bego

An Molaren und Prämolaren verhindert der halbtropfenförmige Querschnitt das Festsetzen von Speiseresten und verstärkt die Stabilität über die gesamte Klammerlänge. Insgesamt ein sehr schlanker Klammervverlauf. Sehr gute Akzeptanz bei Patienten.



Packung 10 Tafeln


280 Einzelklammern
Farbe: **grün**

87551 **24,90**

Wachsschablonen / Wachsklammerprofil, Bego

Die Ringklammerprofile vereinfachen die Modellation langer Klammerarme. Durch Kürzen oder Antragen können individuelle Modifikationen der Klammerformen vorgenommen werden.

- Farbe: **grün**



Packung 10 Tafeln

MK (Molarenklammern)

70526 **18,90**

PK (Prämolarenklammern)

70525 **18,90**

TK 1 (Bonyhard-Klammern)

60663 **18,90**

Wachsschablonen Ringklammerprofil, Bego

Die Ringklammerprofile vereinfachen die Modellation langer Klammerarme. Durch Kürzen oder Antragen können individuelle Modifikationen der Klammerformen vorgenommen werden.

- Farbe: **grün**



Packung 10 Tafeln

RK (Ringklammern gebogen Form)

70527 **18,90**

RK (Ringklammern gerade Form)

44842 **18,90**

Wachspfilstäbe, Bego

Leichte Fixierung und gute Haftung. Bewährte Profilformen für viele Indikationen.

- Länge: **17 cm**
- Farbe: **grün**



Packung

Ø 0,8 mm, 30 g

70484 **19,90**

Ø 1,0 mm, 40 g

61043 **19,90**

Ø 1,35 mm, 50 g

70485 **19,90**

Packung

UK-Bügel Ø 1,6 x 4 mm, 75 g

70488 **19,90**

UK-Bügel Ø 2,0 x 4,0, 85 g

60342 **19,90**

Gussband Ø 2,0 x 4,5 mm, 90 g

62845 **19,90**

Gussband Ø 2,0 x 6,5 mm, 125 g

70489 **19,90**

Für fortlaufende Klammern Ø 1,15 x 1,75 mm, 50 g

70492 **19,90**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gusswachsplatten, ORBIS Dental

Plattenwachse mit verschiedenen Oberflächen. Wählen Sie zwischen glatten, und strukturierten Platten:

• Gusswachs glatt

- Transparent
- Sehr gut zu adaptieren sichere Haftung am Modell beim Doublieren
- Formstabil
- Farbe: grün
- Größe: 80 x 175 mm



Packung 15 Platten

0,30 mm	231060	9,65
0,35 mm	231061	9,65
0,40 mm	231062	9,65
0,50 mm	231063	9,65
0,60 mm	231064	9,65

TOP

Gusswachsplatten, ORBIS Dental

Plattenwachse mit verschiedenen Oberflächen. Wählen Sie zwischen glatten, und strukturierten Platten:

• Gusswachs fein genarbt

- Transparent
- Sehr gut zu adaptieren sichere Haftung am Modell beim Doublieren
- Formstabil
- Farbe: grün
- Größe: 75 x 150 mm



Packung 15 Platten

0,35 mm	231050	10,95
0,40 mm	231051	10,95
0,50 mm	231052	10,95
0,60 mm	231053	10,95

TOP

Gusswachsplatten, ORBIS Dental

Plattenwachse mit verschiedenen Oberflächen. Wählen Sie zwischen glatten, und strukturierten Platten:

• Gusswachs grob genarbt

- Transparent
- Sehr gut zu adaptieren sichere Haftung am Modell beim Doublieren
- Formstabil
- Farbe: grün
- Größe: 75 x 150 mm



Packung 15 Platten

0,35 mm	231055	10,95
0,40 mm	231056	10,95
0,50 mm	231057	10,95
0,60 mm	231058	10,95

TOP

Vorbereitungswachs, ORBIS Dental

Lässt sich blasenfrei und formstabil adaptieren. Haftet beim Dublieren sicher am Modell.

- Größe 75 x 150 mm
- Farbe: rot



Packung 15 Platten

0,5 mm	143136	11,35
0,7 mm	143137	11,35

TOP



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Modellgusswachse

Deiberit 502, Böhme

Universelles Hartklebewachs mit unübertroffener Klebekraft, Zähigkeit und Härte. Verbrennt rückstandslos. Zum Festsetzen einzelner Kunststoffzähne, zum Fixieren von Vorwällen am Modell und das provisorische Kleben von Modellen und Prothesen.



Packung 10 Stangen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
70660	7,88
78301	7,88

Packung 50 Stangen

70661	32,76
70658	32,76

Gusswachs genarbt fein, Bego

Bewährtes Wachs zum Modellieren von Modellgussbasen im OK-Bereich. Die individuelle Narbung der gegossenen Modellgussbasis erleichtert das Fixieren der Speisen und schwächt das Fremdkörpergefühl für die Zunge des Patienten

- Format: **150 x 75 mm**
- Farbe: **grün**



Packung 15 Platten

0,35 mm	70508	17,90
0,40 mm	70509	17,90
0,50 mm	70510	17,90
0,60 mm	70511	17,90

Gusswachs genarbt mittel, Bego

Bewährtes Wachs zum Modellieren von Modellgussbasen im OK-Bereich. Die individuelle Narbung der gegossenen Modellgussbasis erleichtert das Fixieren der Speisen und schwächt das Fremdkörpergefühl für die Zunge des Patienten

- Format: **150 x 75 mm**
- Farbe: **grün**



Packung 15 Platten

0,35 mm	89699	17,90
0,40 mm	89700	17,90
0,50 mm	89701	17,90
0,60 mm	89702	17,90

Gusswachs genarbt grob, Bego

Bewährtes Wachs zum Modellieren von Modellgussbasen im OK-Bereich. Die individuelle Narbung der gegossenen Modellgussbasis erleichtert das Fixieren der Speisen und schwächt das Fremdkörpergefühl für die Zunge des Patienten

- Format: **150 x 75 mm**
- Farbe: **grün**



Packung 15 Platten

0,35 mm	70503	17,90
0,40 mm	70504	17,90
0,50 mm	70505	17,90
0,60 mm	70506	17,90

Gusswachs glatt, Bego

Einfaches, faltenfreies Adaptieren. Haftet fest auf dem Einbettmassmodell und verbrennt rückstandslos. Die hohe Transparenz des Wachses ermöglicht eine optimale Erkennbarkeit konstruktiver Anzeichnungen auf dem Meistermodell und erspart unnötige, zeitaufwändige Korrekturen der Modellation.

- Format: **175 x 80 mm**
- Farbe: **grün**




Packung 15 Platten

0,25 mm	70496	15,90
0,30 mm	70497	15,90
0,40 mm	70498	15,90
0,50 mm	70499	15,90
0,60 mm	70500	15,90

Geo Casting-Wachs, Renfert

Transparentes, selbstklebendes Vorbereitungswachs, zum Hohllegen der Kunststoffsätze. Einfaches Zuschneiden der Abschnitte und Lösen von Klebefolie. Sehr gute Anpassung an Modelloberfläche. Optimale Haftung auch an bewässerten Modellen.

- Plattengröße: **10 x 10 cm**



Packung 32 Tafeln

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
0,3 mm	27909	41,50
0,4 mm	27900	41,50
0,5 mm	27901	41,50
0,6 mm	27902	41,50

Hoffmann's Glaswachs, Hoffmann Dental Manufaktur

Ein Klebewachs für den zahntechnischen Gebrauch und für folgende Arbeiten empfohlen:

- Ausblocken von Unterschnitten am Modell
- Fixieren zu löttender Teile vor der Lötmodellherstellung
- Kronen- und Brückenmodellation
- Bruchreparaturen von Prothesen
- Fixieren von Ober- und Unterkiefer zum Einsetzen im Artikulator

Die Stangenform ermöglicht das Erwärmen des Waxes direkt über der Flamme (tropfbar) bzw. ein dosiertes Schmelzen auf dem heißen Instrument. Sehr gute Klebe- und Hafteigenschaften. Das Wachs verbrennt rückstandsfrei und ist mit einem Abdampfer einfach zu entfernen.



Packung 14 Stangen - 70 g Farbe: **gelb**

169927 **17,58**

Supradent-Wachs, Oppermann

Das Universalwachs für die Zahntechnik zum Reparieren, Kleben, Heften. Vielfältig anwendbares Klebewachs. Einfach und anspruchslos in der Anwendung. Unbegrenzt lagerfähig.



Packung 1 Doppelriegel ab 10 Packungen

68750 **4,77**
4,29

Vorbereitungswachs, Bego

Für die Modellguss-Technik. Zeichnet sich durch seine besondere Geschmeidigkeit aus, läßt sich ausgezeichnet und fest haftend auf dem Meistermodell adaptieren. Dies erspart die Verwendung eines zusätzlichen Wachslebers.

- Plattengröße: **17,5 x 8 cm**
- Farbe: **rot**



Packung 15 Platten

0,5 mm	70513	18,90
0,6 mm	81695	18,90
0,7 mm	81696	18,90

Bissnehmewachse

Bissnehmewachs, ORBIS Dental

Bissnehmewachs in Stangen ist geeignet zur Herstellung von totalen und partiellen Bisschablonen sowie zum Aufsetzen auf Modellgussstäbchen. Es ist erwärmt so zäh wie Bienenwachs und abgekühlt absolut formfest. Somit ist eine exakte Bissregulierung möglich.

- Größe: 10 x 10 x 100 mm



Packung 490 g

gelb, **weich**
rosa, **hart**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

141110 **17,95**
141145 **17,95**

Packung 1.850 g

gelb, **weich**
rosa, **hart**

141067 **46,95**
141088 **46,95**

TOP

Bisswälle, vorgeformt, ORBIS Dental

Hervorragend geeignet zur Herstellung von totalen Prothesen. Zeitersparnis, da die Arbeit des Umformens entfällt. Im labialen Bereich sind die Bisswälle etwas verjüngt, bleiben aber im buccalen Bereich bei Seitwärtsbewegungen in flächigem Kontakt. Die Bissbestimmung wird dadurch vereinfacht.



Packung 100 Stück

rot, **hart**
grün, **mittel**
gelb, **weich**
orange, **mittel**

140090 **26,75**
140094 **26,75**
140113 **26,75**
140110 **26,75**

TOP

Wachsbisswälle, Erkodent

Gebogen für die Vollprothetik. Mit Einziehung auf der Unterseite zur besseren Fixierung auf dem Kieferkamm. Die Wachsbisswälle sind oxydfrei oder oxydhaltig lieferbar. Letztere zeichnet sich durch sehr opake Farben aus, wodurch die optische Beurteilung wesentlich vereinfacht wird. Auch in gerader Form erhältlich.



Packung 100 Stück

hellgrün: **mittel**
orange: **weich**
rosa: **hart**
rot: **mittel**

25916 **46,34**
25917 **46,34**
25915 **46,34**
25918 **46,34**

Packung 100 Stück, opak

hellgrün: **mittel**
orange: **weich**
rosa: **hart**
rot: **mittel**

21987 **46,34**
21988 **46,34**
21986 **46,34**
21989 **46,34**

Rim Former, Candulor

Zum parallelen Abschmelzen der Oberkiefer- und Unterkiefer-Bisswälle. Die Parallelität des Oberkiefer- und Unterkieferwachsgebisses zueinander ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine korrekte Bissnahme.



Stück

61359 **46,48**



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Modellierwachs, ORBIS Dental

Zähelastisches, nicht schmierendes Plattenwachs. Nach dem Erwärmen länger knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig. Verbrennt rückstandsfrei.

- Farbe: **rosa**
- Größe: **83 x 186 mm**



TOP

Packung 500 g, 1,25 mm

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Standard	143287	7,55
Sommer	185934	7,55
Winter	185933	7,55

Packung 2.500 g, 1,25 mm

Standard	141950	32,50
Sommer	185930	32,50
Winter	185929	32,50

Packung 500 g, 1,50 mm

Standard	143195	7,55
Sommer	185932	7,55
Winter	185931	7,55

Packung 2.500 g, 1,50 mm

Standard	141951	32,50
Sommer	185928	32,50
Winter	185927	32,50

HR-Aufstellwachs, Zahnfabrik

Original Hutschenreuther Aufstellwachs. Zur sicheren Fixierung von Zähnen bei Aufstellung und Anprobe. Hohe Klebekraft zur leichten Positionierung der Zähne, sehr lange plastische Phase für Korrekturen und Umstellungen. Kann einfach ausgebrüht werden, schrumpft nicht.



Packung 80 g 52 rosa Wachsstreifen à 0,9 x 9 cm.	61863	21,06
---	-------	-------

Modellierwachs Spezial, Gebdi

Rosa Plattenwachs. Besonders elastisch, kantenfest und rasch erstarrend. Gute Schnitt- und Modellierfähigkeit.



Packung 2.500 g - Stärke 1,50 mm		
Sommer-Qualität	49357	32,20
Winter-Qualität	34110	32,20

Pinnacle Modellierwachs, Dentsply Sirona

Die Wachs sind geeignet zum Modellieren, Kleben oder Ausblocken sowie Aufstellen. Sie fließen gleichmäßig und sind einfach zu formen und auszubrühen.



Packung 500 g, rosa		
hart	69040	17,30
standard	84082	17,30



ORBIS®-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Modellieren Sonstiges

Silikonspray, ORBIS Dental

Universell einsetzbares Spray, gut geeignet zum Schmieren von Schlössern und Gelenken von Zahnzangen und Scheren vor der Sterilisation. Auch zur Pflege von Trimmern, Küvetten, Artikulatoren oder Vibratoren. Einfaches Einsprühen verhindert das Anhaften von Gipsen. Daher ist das Produkt im Labor auch als Trennmittel für die Kunststofftechnik anwendbar (Wachs gegen Gips, Wachs gegen Wachs, Wachs gegen Kunststoff, Wachs gegen Keramik).

- FCKW-frei



Spraydose 400 ml
ab 3 Dosen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
146289	7,95
	7,30

TOP

Wachspinsel, ORBIS Dental

Zum Glätten von Wachsflächen.

- Größe: 6

Stück

146660	4,85
--------	------

TOP



Kunststoff-Sticks, Bego

- **Sticks**
sie stabilisieren die Wachsmodellation in der Edelmetall-Technik, lassen sich über der Flamme gut verformen und verbrennen rückstandslos.
- **Hohlsticks**
werden in der Metall-Keramik für edelmetallfreie- und edelmetallreduzierte Legierungen insbesondere bei größeren mehrgliedrigen Konstruktionen eingesetzt.



Packung 40 Stück
Sticks, Länge: 17 cm, Ø 2,5 mm

70556	20,90
-------	-------

Packung 12 Stück
Hohlsticks, Länge: 16,5 cm, Ø 5 mm

70557	20,90
-------	-------



ORBIS°-Produkte
Qualität die sich auszahlt

4

Drähte und Klammerkreuze	95-97	Hilfsteile / Stifte	99
Einbettmassen - Edelmetall	80-83	Legierungen - Modellguss	92
Einbettmassen - Löten	86	Legierungen - NEM	90-91
Einbettmassen - Modellguss	84-85	Lote / Drähte	93
Einbettmassen - Sonstiges	88-89	Tiegel und Einsätze	94-95
Gasbrenner	98	Zubehör / Einbetten / Gießen / Löten	100-104

Einbettmassen - Edelmetall

BegoSol Anmischliquid, Bego

Je nach Legierung und Einsatzgebiet kann BegoSol mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf die erforderliche Konzentration gebracht werden. Je höher die Konzentration von BegoSol ist, desto höher die Expansion der Einbettmasse.
Liquid für: Wirovest, Wiroplus S, Bellavest T, WiroFast, Wirovest plus und Bellasun



Flasche 1 Liter
Kanister 5 Liter

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
81438	19,90
81436	73,90

- Transport- und Lagertemperatur -10 bis +35° C

BegoSol HE Anmischliquid, Bego

Je nach Legierung und Einsatzgebiet kann BegoSol HE mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf das erforderliche Mischverhältnis gebracht werden.
Je höher die Konzentration von BegoSol HE desto höher die Expansion der Einbettmasse.
Liquid für: Bellavest SH, Bellavest DR, Bellavest T



Flasche 1 Liter
Kanister 5 Liter

59007	19,90
59063	73,90

Flasche 1 Liter (Winter)
Kanister 5 Liter (Winter)

205524	27,90
205547	97,90

- Im Zeitraum 15. November - 30. März wird BegoSol HE nur in Thermo-Schutzverpackung ausgeliefert.
- Thermo-Schutzverpackung bietet keinen absoluten Schutz gegen Frost.
- Transport- und Lagertemperatur ohne Thermo-Schutzverpackung +5 bis +35° C

BegoSol K Anmischliquid, Bego

Je nach Legierung und Einsatzgebiet kann BegoSol K mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf das erforderliche Mischverhältnis gebracht werden. Je höher die Konzentration von BegoSol K desto höher die Expansion der Einbettmasse.
Liquid für: WiroFine, BellaStar XL und VarsoVest P^{plus}



Flasche 1 Liter
Kanister 5 Liter

22101	20,90
22102	76,90

Flasche 1 Liter (Winter)
Kanister 5 Liter (Winter)

206829	28,90
206503	101,90

- Im Zeitraum 15. November - 30. März wird BegoSol® K nur in Thermo-Schutzverpackung ausgeliefert.
- Thermo-Schutzverpackung bietet keinen absoluten Schutz gegen Frost.
- Transport- und Lagertemperatur ohne Thermo-Schutzverpackung +5 bis +35° C

Bellavest SH, Bego

Schnell oder konventionell aufheizbare Präzisionsguss-Einbettmasse für Kronen und Brücken, auch für die Presskeramik anwendbar. Hervorragende Präzise Expansionssteuerung und feine cremige Konsistenz für Sicherheit in der Verarbeitung und reproduzierbare Qualität für einen Indikationsbereich von der Presskeramik bis zu Teleskop-Arbeiten aus edelmetallfreien Legierungen.



Karton 4,8 kg
30 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

61515	80,90
-------	--------------

Karton 12,8 kg
80 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit.**

73165	171,90
-------	---------------

Physikalische Daten:

Anmischliquid-BegoSol HE
Verarbeitungszeit bei 20° C ca.4,5 - 5 min.
Werkstoffkennwerte nach DIN EN ISO 15912:
Erstarrungsbeginn (Vicat-Zeit) ca. 10
Druckfestigkeit nach 1 Std. (MPa) 4,2 - 5,1
Lineare thermische Expansion 0.85 %
Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Portionsbeutel
24 Monate

Einbettmassen - Edelmetall

Bellavest DR, Bego

Staubreduzierte, phosphatgebundene schnell- oder konventionell aufheizbare Präzisionsguss-Einbettmasse für Kronen und Brücken. Für Edelmetall- und edelmetallfreie Legierungen.

Vorteile:

- Wesentlich (bis zu 80 %) reduzierte Staubentwicklung,
- Sehr kurzer Aufheizprozess durch hohe Einlegetemperatur von bis zu 900 °C,
- Lange Verarbeitungszeit von ca. 5 Minuten,
- Präzise Expansionssteuerung und glatte Gussoberflächen mit BegoSol HE



Karton 4,8 kg
30 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

245699 **82,90**

Karton 12,8 kg
80 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit.**

245697 **172,90**

Physikalische Daten:

Anmischliquid BegoSol HE
Verarbeitungszeit bei 20 °C ca. 5 Minuten
Werkstoffkennwerte nach DIN EN ISO 15912
Erstarrungsbeginn (Vicat-Zeit) ca. 10 min
Druckfestigkeit (MPa) ca. 5 MPa
Lineare thermische Expansion (%) ca. 1,1 %
Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Portionsbeutel
24 Monate

Bellavest T, Bego

Graphitfreie Kronen- und Brücken- Präzisionsguss-Einbettmasse für Edelmetall- und edelmetallfreie Legierungen. Bewährt in Passgenauigkeit und Verarbeitung. Kantfest und leicht auszubetten. Kann nur konventionell aufgeheizt werden.



Karton 4,8 kg
30 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

68144 **69,90**

Karton 12,8 kg
80 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit.**

44831 **145,90**

Physikalische Daten:

Anmischliquid-BegoSol, BegoSol HE
Verarbeitungszeit bei 20° C ca. 5 min
Werkstoffkennwerte nach DIN EN ISO 15912:
Erstarrungsbeginn (Vicat-Zeit) 9,5
Druckfestigkeit nach 1 Std. (MPa) 10
Lineare thermische Expansion 1.2 %
Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Portionsbeutel
24 Monate

BellaStar XL, Bego

Ultrafeine Premium-Einbettmasse für die Kronen- und Brückentechnik. Vielseitig, universell aufheizbar, mit äußerst präzisen Gussergebnissen

- Extrem feinkörnig mit exzellenter Passung
- Ideal für Edelmetall-Legierungen aber auch für nichtedelmetallfreie Legierungen sehr gut einsetzbar



Karton 4,8 kg
30 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

35341 **81,50**

Karton 12,8 kg
80 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

35248 **172,90**

Physikalische Daten:

Anmischliquid-BegoSol K
Verarbeitungszeit bei 20° C ca. 3,5 min.
Werkstoffkennwerte nach DIN EN ISO 15912:
Erstarrungsbeginn (Vicat-Zeit) 7,5
Druckfestigkeit nach 1 Std. (MPa) 5,5
Lineare thermische Expansion 1.1 %
Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Portionsbeutel
24 Monate



**Die meisten Anmischflüssigkeiten für Einbettmassen sind Frostempfindlich!
Bitte beachten Sie dies und bevorraten Sie sich rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit.
Lagern Sie die Flüssigkeiten in frostfreien Räumen.**

Einbettmassen - Edelmetall

4

Einbetten/Gießen/Löten

Fujivest Platinum II, GC

Die Einbettmasse wurde speziell für Edelmetall- und Halbedelmetall-Legierungen entwickelt. Dank der angenehmen langen Verarbeitungszeit sowie der verbesserten Fließfähigkeit, ist das Einbetten auch bei komplizierten Fällen so einfach wie nie zuvor. Mit einem vergrößerten Expansionsbereich, ist dieses hochwertige Material nun noch vielseitiger geworden. Die extrem glatte Oberfläche von GC Fujivest Platinum II sorgt jederzeit für hochpräzise Güsse. Die hochwertige Einbettmasse kann sowohl im Schnell- als auch im Stufenaufheizverfahren eingesetzt werden.

- Ermöglicht eine optimale Passform / selbst bei Implantatsuprastrukturen und großen Brückenspanweiten
- Leicht steuerbar bei erweitertem Expansionsbereich
- Längere Verarbeitungszeit, bessere Fließfähigkeit
- Sehr leicht entnehmbar, bei reduziertem Risiko der Beschädigung von Güssen
- Glatte Oberflächen / exakte Wiedergabe aller feinen Details



Karton 6,0 kg
100 x 60 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

Artikel-Nr. **Preis pro Einheit**
234972 **182,66**

Karton 6,0 kg
67 x 90 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

234980 **179,22**

Karton 6,0 kg
40 x 150 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

232521 **152,98**

Flasche 900 ml

232652 **30,85**

Physikalische Daten:

- **Schnellaufheizung:**
Abbinde-Expansion: 0.70%
Therm. Expansion: 1.40%
Gesamtexpa.(Linear): 2.10%
Initial Abbindezeit 7 min.
Druckfestigkeit 5 Mpa
Verarbeitungszeit 6 min.
Fließweg 62,5 cm
- **konv. Aufheizung:**
Abbinde-Expansion: 1.70%
Therm. Expansion: 0.80%
Gesamtexpa.(Linear): 2.50%
Initial Abbindezeit 7 min.
Druckfestigkeit 5 Mpa
Verarbeitungszeit 6 min.
Fließweg 62,5 cm

Fujivest Premium, GC

Eine kohlenstofffreie phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken und ist sowohl zum Schnell- als auch zum konventionellen Aufheizen geeignet. Verwendbar für alle dentalen Legierungen mit Fokus auf NEM-Legierungen.

- Sehr breiter Expansionsbereich bis zu 3,5% - dadurch sind auch aufwendige implantatgetragene Suprastrukturen mit NEM sicher und einfach zu erstellen
- Hochpräzise Passung durch einfache, flüssigkeitskontrollierte Anpassung der Expansion



Karton 6,0 kg
40 x 150 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

194148 **127,00**

Flasche 900 ml

181668 **30,85**

Physikalische Daten:

- **Schnellaufheizung:**
Abbinde-Expansion: 2.00%
Therm. Expansion: 1.00%
Gesamtexpa.(Linear): 3.00%
Druckfestigkeit: 7,5 MPa
Verarbeitungszeit: 6 min.
- **konv. Aufheizung:**
Abbinde-Expansion: 2,50%
Therm. Expansion: 1,00%
Gesamtexpa.(Linear): 3,50%
Druckfestigkeit: 7,5 MPa
Verarbeitungszeit: 6 min.

Fujivest Super, GC

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse. Speed Einbettmassenqualität in einer neuen Dimension. Schon 20 Minuten nach dem Anmischen erfolgt das Aufsetzen bei Endtemperatur. Extrem glatte Gussoberflächen und die Wiedergabe feinsten Details selbst bei dünnauslaufenden Präparationsrändern. Steuerbare Expansion über Flüssigkeitsverdünnung.



Karton 6,0 kg
40 x 150 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

38376 **157,65**

Karton 6,0 kg
100 x 60 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

70698 **176,71**

Anmischflüssigkeit
normale Expansion, Flasche 900 ml

38377 **31,83**

Anmischflüssigkeit HE
hohe Expansion, Flasche 900 ml

76881 **31,83**

• Physikalische Daten:

Verarbeitungszeit: ca. 4 Minuten
Abbindeexpansion: 1,18 %
Thermische Expansion: 1,25 %
Gesamtexpansion: 2,43 %
Mischungsverhältnis: 100 g : 22 ml

Einbettmassen - Edelmetall

GC Stellavest, GC

Schnell und langsam aufheizende, phosphatgebundene Einbettmasse mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum für alle Dentallegierungen bei hoher Präzision. Auch ringlos zu verarbeiten. Kostengünstige, wirtschaftliche Alternative, glatte Oberfläche, gutes Ausbetten, sehr robust.



Karton 6,0 kg
40 x 150 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

235946 **130,52**

Karton 8,0 kg,
4 x 2 kg Beutel, **ohne Flüssigkeit**

235824 **133,54**

Anmischflüssigkeit
Flasche 900 ml

21800 **29,22**

• **Physikalische Daten:**
Verarbeitungszeit: ca. 6 Minuten
Abbindeexpansion: 2,00 %
Thermische Expansion: 1,00 %
Gesamtexpansion: 3,00 %
Mischungsverhältnis: 100 g : 22 ml.

GC-Vest-G, GC

Grafithaltige, phosphatgebundene Universal-Einbettmasse für Gold und alle hochschmelzenden Platin- und edelmetallfreien Aufbrennlegierungen. Glatte Oberfläche und leichtes Ausbetten. Durch unterschiedliche Liquid-Konzentration auf alle Legierungstypen einstellbar bis max. 3,26 Vol-%.



Karton 6,0 kg
40 x 150 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

60668 **186,63**

Anmischflüssigkeit
Flasche 900 ml

60670 **43,32**

• **Physikalische Daten:**
Flüssigkeit/Pulver Verhältnis 24 ml/100g
Abbindezeit: 14 Minuten
Gesamtexpansion: 3,26 %
Druckfestigkeit: (trocken) 12 MPa

Heravest Premium 2, Kulzer

Phosphatgebundene, grafitfreie K+B Edelmetall-Einbettmasse, für die Schnellaufheizung und den klassischen, programmgesteuerten Vorwärmprozess.

- Superglatte Oberflächen
- Für alle Edelmetall-Legierungen
- Passgenauer Guss in höchster Präzision
- Rissfrei
- Auch linear gesteuert vorwärmbar
- Goldgusslegierungen 700-800°C
- Aufbrennlegierungen 850-950°C



Karton 5,6 kg
35 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

180381 **130,00**

Investment BS Liquid 2

Flasche 900 ml
Kanister 3 l

168281 **24,00**

168282 **53,60**

• **Physikalische Daten:**
Verarbeitungszeit: 22°C - 7 Min
Anrührdauer unter Vakuum: 60 sec
Mischungsverhältnis: 100 g / 22 ml

Heravest Speed, Kulzer

Eine grafitfreie phosphatgebundene Einbettmasse für die Schnellaufheizung in der K+B-Technik. Nach einer Abbindezeit von 15 Minuten nach dem Ausgießen kann die Gusskuvette in den Vorwärmeofen gestellt werden, der bereits die jeweilige Vorwärmtemperatur erreicht haben muss.

- **Physikalische Daten:**
Verarbeitungsbreite bei ca. 22 C: 5-6 Min
Anrührdauer unter Vakuum: 90 sec
Erstarrungsbeginn (Vicat): 9 Min
Mischungsverhältnis: 100 g Pulver / 25 ml Wasser.



Karton 5,6 kg
35 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

158720 **99,30**

Karton 20 kg
125 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

39044 **297,00**

Investment BS Liquid 1

Flasche 900 ml
Kanister 3 Liter
Kanister 10 Liter

163695 **24,00**

163696 **53,60**

163697 **158,00**



Spezialeinbettmassen für CAD/CAM finden Sie in unserem Katalog im Kapitel 7

4
Einbetten/Gießen/Löten

Einbettmassen - Modellguss

4

Einbetten/Gießen/Löten

Heravest M, Kulzer

Graphitfreie, phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse für die gesamte Modellgusstechnik in Kobalt-Chrom (COCr) und in Edelmetall.

- Geeignet ausschließlich für die Silikon- und Gel-Dublierung
- Für den klassischen, programmgesteuerten Vorwärmeprozess

Produktvorteile:

- Ausgezeichnetes Fließverhalten
- Exzellente Passungen
- Glatte Oberflächen



Karton 20 kg
125 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

Artikel-Nr. 76459
Preis pro Einheit **195,00**

Investment BS Liquid 1

Flasche 900 ml
Kanister 3 Liter
Kanister 10 Liter

163695 **24,00**
163696 **53,60**
163697 **158,00**

Physikalische Daten:

Verarbeitungszeit: 22°C -4 Min
Anrührdauer unter Vakuum: 60 sec
Erstarrungsbeginn (Vicat): 5,5 Min
Mischungsverhältnis: 100 g / 18 ml

Heravest M 2000, Kulzer

Graphitfreie, phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse für die gesamte Modellgusstechnik in Kobalt-Chrom (COCr) und in Edelmetall.

- Geeignet ausschließlich für die Silikon-Dublierung
- Für die Schnellaufheizung

Produktvorteile:

- Ausgezeichnetes Fließverhalten
- Exzellente Passungen
- Glatte Oberflächen



Karton 20 kg
125 x160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

84702 **199,00**

Investment BS Liquid 1

Flasche 900 ml
Kanister 3 Liter
Kanister 10 Liter

163695 **24,00**
163696 **53,60**
163697 **158,00**

Physikalische Daten:

Verarbeitungszeit: 22°C-4 Min
Anrührdauer unter Vakuum: 60 sec
Erstarrungsbeginn (Vicat): 5,5 Min
Mischungsverhältnis: 100 g / 22 ml

WiroFine, Bego

Die Universal-Einbettmasse für alle Indikationen in der Modellguss- und Kombi-Technik. Schnell oder konventionell aufheizbar, bis 1050°C bei idealen Expansionswerten. Sie ist für die Gel- und Silikon-dublierung gleichermaßen geeignet und überzeugt durch einfaches, praxisgerechtes Handling. Sichere und präzise Expansionssteuerung mit BegoSol K.



Karton 6 kg
30 x 200 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

167144 **55,90**

Karton 6 kg
15 x 400 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

19693 **50,90**

Karton 18 kg
45 x 400 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

19061 **112,90**

Physikalische Daten:

Anmischliquid BegoSol-K/BegoSol
Verarbeitungszeit bei 20° C ca. . 3,5 min.
Werkstoffkennwerte nach DIN EN ISO 15912
Erstarrungsbeginn (Vicat-Zeit) 6 min
Druckfestigkeit nach 1 Std. (MPa) 11
Lineare thermische Expansion (%) 0,8
Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Portionsbeutel
24 Monate

Wiropaint plus, Bego

Feineinbettung für die Modellgusstechnik ermöglicht eine sehr glatte Gussoberfläche und verkürzt erheblich das Nacharbeiten. Wiropaint plus sedimentiert kaum und ist stets einsatzbereit.



Flasche 200 ml

44835 **21,90**

Einbettmassen - Modellguss

Wiroplus S, Bego

Modellguss-Einbettmasse speziell für die Silikon-Doubliertechnik, konventionell aufheizbar. Sämtliche Indikationen der Modellgusstechnik werden abgedeckt. Hohe Präzision der Duplikatmodelle, optimale Passgenauigkeit. Lange Verarbeitungszeit. Extrem glatte Gussoberflächen, kantefest und leicht auszubetten.



Karton 6 kg
30 x 200 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

68158 **54,90**

Karton 18 kg
45 x 400 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

35947 **121,90**

Physikalische Daten:

Anmischliquid BegoSol
Verarbeitungszeit bei 20° C ca. 4 min.
Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Portionsbeutel 24 Monate
Werkstoffkennwerte nach DIN EN ISO 15912:
Erstarrungsbeginn (Vicat-Zeit) 5,5
Druckfestigkeit nach 1 Std. (MPa) 18
Lineare thermische Expansion 1,2 %

Wirovest, Bego

Phosphatgebundene Einbettmasse. Sehr hohe Expansion und Modellhärte werden durch die BegoSol Amischflüssigkeit erreicht.

Mit Wasser angemischt (bei der Überbettung) besitzt Wirovest eine deutlich reduzierte Ausbetthärte. Glatte Modelloberflächen erleichtern die Modellation und sichern ebenso glatte Gussoberflächen



Karton 6 kg
15 x 400 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

64281 **38,90**

Karton 18 kg
45 x 400 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

68021 **92,90**

• Physikalische Daten:

Anmischliquid BegoSol
Verarbeitungszeit bei 20° C ca. 3 min.
Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Portionsbeutel 24 Monate
Werkstoffkennwerte nach DIN EN ISO 15912:
Erstarrungsbeginn (Vicat-Zeit) 5
Druckfestigkeit nach 1 Std. (MPa) 15
Lineare thermische Expansion 1,15 %

4

Einbetten/Gießen/Löten

Einbettmassen - Löten

Bellatherm, Bego

Phosphatgebundene Löteinbettmasse. Bellatherm ist formstabil, thixotrop und eignet sich für hohe Löttemperaturen. Bellatherm ist äußerst kantenfest, ermöglicht eine exzellente Passgenauigkeit und lässt sich unter fließendem Wasser vom Lötobjekt entfernen.



Dose 4,5 kg

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
62834	45,90

Lötmasse, Ruscher

Schweizer Qualitätslötmasse mit ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften. Sie ist leicht und exakt zu verarbeiten.



Karton 4 kg

54997	52,23
-------	-------

Lötmasse L 36 braun, ERNST HINRICHS Dental

Durch langjährige Erfahrung zu einem absoluten Spitzenwerkstoff entwickelt, keine Expansion oder Kontraktion der eingebetteten Werkstücke, für alle Metalle verwendbar. Hohe Hitzebeständigkeit, kann sofort mit der großen Flamme bearbeitet werden.



Beutel 5 kg

186296	24,78
--------	-------


Eimer 10 kg

39110	38,57
-------	-------

Sack 25 kg

63776	65,57
-------	-------

Die natürliche Schönheit wiederhergestellt.



initial[™]
LiSi Press

Lithium-Disilikat
neu definiert



Weitere Informationen unter
germany.gceurope.com

'GC'

Unsere Empfehlung für Sie zur Weiterverarbeitung:



LiSi PressVest

Geringe Bildung der Reaktionsschicht
sowie einfaches Ausbetten.



Initial™ LiSi

Zur ästhetischen Verblendung im
Schichtverfahren.

Einbettmassen - Sonstiges

Ceravety Press & Cast, Shofu

Universal Speed-Einbettmasse für die Press- und Gusstechnik.

Anwendungsbereich

- Für die Press-/ Press-Over- und Gusstechnik im Speed-Verfahren anwendbar. Kann auch konventionell aufgeheizt werden

Vorteile

- Für alle Press-Pellets (hoch und niedrig schmelzend)
- Sehr geringe Reaktionsschicht bei Lithium-Disilikat
- Ausgezeichnete Abstimmung zu edelmetallfreien und Edelmetall-Legierungen
- Als Speed- und in der konventionellen Aufheizmethode anwendbar
- Glatte Objekt-Oberflächen
- Einfaches und zeitsparendes Ausbetten
- Kontrollierte Steuerung der Expansion
- Graphitfrei



- Pulver 3,0 kg**
30 x 100 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**
- Pulver 12,0 kg**
120 x 100 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

- Flüssigkeit 300 ml**
mit Dosierbecher
- Flüssigkeit 2000 ml**
mit Dosierbecher

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
232474	105,00
229882	309,00
232539	14,90
229890	59,90

G-Cera Orbit Vest, GC

Phosphatgebundenes, feuerfestes Stumpfmateriale für die direkte Schichtung keramischer Materialien zur Herstellung von Inlays, Onlays, Kronen und Verblendungen.



- Packung 30 x 33 g**
G-Cera Orbit Vest, für Kronen
- G-Cera Orbit Vest, für Inlays

- Flasche 200 ml**
G-Cera Orbit Vest Flüssigkeit

89289	118,46
89288	118,46
89285	53,46

Heravest Onyx, Kulzer

Spezial Einbettmasse, Phosphatgebundene, grafitfreie K+B NE-Metall-Einbettmasse für die Kronen- und Brückentechnik.

Aufheizart:

- Schnellaufheizung
- Programmgesteuerte Aufheizung

Geeignetes Muffelsystem:

- Stahlring mit Vlies

Indikation:

- Inlays
- Teilkronen
- Kronen, kleine Brücken
- Konuskronen, Teleskope
- Große Brücken



- Karton 5,6 kg**
35 x 160 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

- Flasche 900ml**
Investment Spezial BS Liquid 3

Spezial-Liquid zur Erreichung höherer Expansion

170187	99,20
168283	29,70

Lisi Pressvest Puder, GC

Phosphatgebundene Einbettmasse für presskeramische Techniken (Typ I) Klasse 2
Speziell für mehrere Presskeramiken entwickelt:

Alle keramischen Presstechniken:

- Inlays
- Facings
- Kronen
- Überpresskeramik-Techniken



- Packung 60 x 100 g**
Lisi Pressvest Puder

- Packung 900 ml**
Lisi Pressvest Liquid

257183	188,23
257184	37,96

Einbettmassen - Sonstiges

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VarseoVest P plus, Bego

- Phosphatgebundene, Shock-Heat-Präzisionseinbettmasse speziell für den Guss von 3D-gedruckten Modellgussgerüsten
- Exzellente Passung und glatte Oberflächen der gegossenen Objekte / nach jedem Guss und sogar bei druckloser Einbettung
 - Ausgezeichnetes Fließverhalten ermöglicht eine einfache Einbettung selbst an filigran gedruckten Objektanteilen, lange Verarbeitungszeit von mehr als 4:40 Min. erlaubt ein entspanntes Verarbeiten
 - Einlegen der Muffel erfolgt bereits 20 Min. nach dem Einbetten direkt in den auf 900/950 °C vorgeheizten Ofen / für eine wesentliche Zeitersparnis beim Aufheizprozess
 - Hohe Festigkeit der Einbettmasse sorgt dafür, dass Muffeln durch Quellen des Kunststoffes nicht reißen oder platzen / Grundlage für eine sichere Weiterverarbeitung
 - Trotz hoher Festigkeit ist ein leichtes Ausbetten der Gussobjekte möglich
 - Eindeutige Expansionssteuerung mit dem Spezial-Anmischliquid BegoSol® K* sorgt für reproduzierbare Passungsergebnisse
 - Einfache Anwendung durch eine vergleichbare Verarbeitungsweise zu gängigen Modellguss-Einbettmassen



Karton

60 x 300 g Beutel, **ohne Flüssigkeit**

271313 **121,90**

Physikalische Daten:

Anmischliquid BegoSol K
 Verarbeitungszeit bei 21 °C ca. 4:40 Min.
 Haltbarkeit im ungeöffneten Beutel 24 Monate
 Werkstoffkennwerte nach DIN EN ISO 15912
 Erstarrungsbeginn (Vicat-Zeit) ca. 9:50 Min.
 Druckfestigkeit ca. 8 MPa
 Lineare thermische Expansion 0,9 %
 Fließfähigkeit 145 mm

NEU

VITA AMBRIA INVEST, Vita

Ideal auf VITA AMBRIA Pressrohlinge abgestimmte, phosphatgebundene und speedfähige Einbettmasse mit Flüssigkeit für eine exakte Expansionssteuerung und Fließfähigkeit.
 Einwegpressstempel für ein einfaches Handling, ohne zeitraubendes Abstrahlen und Vorwärmen.



Packung 50 x 100 g

Ambria Invest Pulver

283123 **179,00**

Flasche 1 Liter

Ambria Invest Flüssigkeit

283122 **39,90**

Packung 50 Stück

Ambria Plunger, Einwegpressstempel
 • Durchmesser 13 mm

283281 **79,90**

NEU



Spezialeinbettmassen für CAD/CAM finden Sie in unserem Katalog im Kapitel 7

4
 Einbetten/Gießen/Löten

Legierungen - NEM

Adorbond, Ador

- Kobalt-Chrom-Aufbrennlegierung.
- Nickel- und berylliumfrei
 - Ohne zelltoxisches Potential
 - Geeignet für große Spannweiten
 - Geprüfte Biokompatibilität
 - Sehr gute Keramik-Verbundfestigkeit
 - Geringe Härte 310 HV



Packung 1 kg

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
104751	299,00

WAK 14,2 (20 - 600 °C) Co 62%, Cr 25%, Mo 6,0%, W 5,0%, Si 1%, Fe 0,6%, Ce 0,4%.

Starloy C, Dentsply Sirona

Die aufbrennfähige Cobalt Chrom Legierung mit einem WAK-Wert von 14,3 µm/m K (25-600°C)

- Hohe Verbundfestigkeit zur Keramik (z. B. StarLight Ceram)
- Frei von Beryllium und Nickel
- Sehr hohe Korrosionsstabilität
- Leicht zu Vergießen und zu Polieren
- Kronen und Brücken jeder Spannweite für die Keramikverblendung
- Vollgusskronen und Vollgussbrücken



Packung 250 g

155958	185,80
--------	--------

Packung 1 kg

155956	402,50
--------	--------

Starloy Soft, Dentsply Sirona

Eine sehr korrosionsstabile NEM-Aufbrennlegierung auf CoCrW-Basis. Sie besitzt hervorragende mechanische Eigenschaften und ist für den Einsatz als Aufbrennlegierung geeignet. Sie kann mit allen Dentalkeramikmassen, die den WAK-Bereich von 14,9 µm/m.K (25-600 °C) abdecken, verblendet werden.



Packung 250 g

180611	214,40
--------	--------

Packung 1 kg

179940	432,00
--------	--------

Wirobond 280, Bego

Die edelmetalfreie Premium-Legierung für Aufbrennkeramik oder Kunststoffverblendung.

- Extrem korrosionsbeständig durch optimales Zusammenwirken der unverzichtbaren Elemente Chrom und Molybdän
- Sehr gute Schmelz- und Gieß Eigenschaften
- Große Festigkeit bei jeder vertretbaren Spannweite
- Leichtes Ausarbeiten durch die reduzierte Härte von 280 HV10



Packung 250 g

163495	224,90
--------	--------

Packung 1 kg

163497	655,90
--------	--------

Wirobond C, Bego

Die Kobalt-Chrom-Aufbrennlegierung - nickel- und berylliumfrei.

- Biokompatibel und hohe Korrosionsbeständigkeit durch fest haftende Passivschicht
- Geringe Wärmeleitfähigkeit sorgt für hohen Tragekomfort des Patienten
- Optimierte für das Laserschweißen



Packung 250 g

44858	227,90
-------	--------

Packung 1 kg

44857	675,90
-------	--------

Wirobond LFC, Bego

Aufbrennfähige Kobalt-Chrom-Legierung mit großem Indikationsbereich

- Mit hochexpandierenden, niedrigschmelzenden Spezialkeramiken verblendbar
- Hoch korrosionsbeständig, sehr niedrige Werte im statistischen Immersionstest
- Kontrollierter Gehalt an Kohlenstoff / zum Löten und Laserschweißen sehr gut geeignet



Packung 250 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

29693 188,90

Packung 1 kg

29813 559,90

Wirobond SG, Bego

Kobalt-Chrom-Aufbrenn-Legierung - nickel- und berylliumfrei.

- Sichere Anwendung auch bei problematischen Situationen und großen Brücken-Spannweiten
- Dank optimalem Siliziumgehalt einfache und sichere Gießzeitpunkterkennung
- Normale Abkühlung ermöglicht wirtschaftliches und effektives Arbeiten
- Zuverlässiger Metall-Keramik-Verbund ohne zusätzlichen teuren Bonder
- Biokompatibel und korrosionsbeständig



Packung 250 g

159569 199,90

Packung 1 kg

159570 599,90

Wiron 99, Bego

Die EMF-Legierung für Aufbrennkeramik oder Kunststoff-Verblendung - berylliumfrei-

- Biokompatibilität bestätigt
- Geringe Wärmeleitfähigkeit für hohen Tragekomfort des Patienten
- Leichte Ausarbeitung durch geringe Härte von 195 HV 10
- Sicherer Metall-Keramik-Verbund



Packung 250 g

64282 222,90

Packung 1 kg

62841 659,90

4

Einbetten/Gießen/Löten



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Legierungen - Modellguss

Heraenium CE, Kulzer

Die klassische Modellgusslegierung mit optimalen Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften und langjähriger klinischer Bewährung.

Eigenschaften:

- Hohe Festigkeit und Elastizität
- Ausgezeichnetes Fließverhalten und Formfüllvermögen



Packung 1 kg

Artikel-Nr. 69887
Preis pro Einheit 263,00

Heraenium EH, Kulzer

Hoch entwickelte Modellgusslegierung für höchste Ansprüche an Elastizitäts- und Federeigenschaften, sowie an das Ausarbeitsverhalten.

Eigenschaften:

- Hervorragendes Rückstellverhalten
- Erhöhte Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Laserschweißbarkeit
- Optimales Ausarbeits- und Polierverhalten



Packung 1 kg

84366 263,00

Heraenium NF, Kulzer

Modellgusslegierung, besonders geeignet für grazile Konstruktionen. Die spezielle Zusammensetzung bewirkt im Vergleich zu Heraenium CE und Heraenium EH eine Erhöhung der 0,2%-Dehngrenze um 16 % bei gleichbleibend hoher Härte.

Eigenschaften:

- Hohe Härte (360 HV10)
- Höchste 0,2%-Dehngrenze (720 Mpa)
- 6% Dehnung und damit sehr gutes Rückstellverhalten



Packung 1 kg

62912 322,00

Wironit, Bego

Seit 1953 die klassische Kobalt-Chrom-Modellgusslegierung für Klammerprothesen.

- Die reduzierte Vickershärte erlaubt ein leichteres Ausarbeiten und Polieren
- Die Klammern können durch den Zahnarzt sehr gut aktiviert werden
- Biokompatibel und korrosionsbeständig



Packung 1 kg

82026 199,90

Wironit extrahart, Bego

Die ideale Modellguss-Legierung für Kombi-Arbeiten. Bei einer höheren Dehngrenze und Zugfestigkeit

- Hervorragende Gießereigenschaften durch die spezielle Zusammensetzung mit Silizium und Kohlenstoff
- Sehr geringe Wärmeleitfähigkeit der Legierung unterstreicht den Komfort beim Tragen der Prothese
- Biokompatibel und korrosionsbeständig



Packung 1 kg

82027 209,90

Wironit LA, Bego

Die konsequente Weiterentwicklung-hohe Indikationsbreite für die sichere Anwendung in der Modellguss- und Kombitechnik

- Kontrollierter Gehalt an Kohlenstoff sowie den Zusatz von Tantal sorgen für exzellente Laser-Schweißereigenschaften auch in extremen Situationen
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit bedeutet hohen Tragekomfort für den Patienten
- Durch die hohe Bruchdehnung können Klammern problemlos aktiviert werden
- Biokompatibel und korrosionsbeständig



Packung 1 kg

42142 222,90

Kobalt-Chrom-Lot, Bego
Kobalt-Chrom-Lot für alle Kobalt-Chrom-Modellguss-Legierungen.
• Solidus-Temperatur (1125 °C)



Packung 4 g
Stabform: **halbrund**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
70590	36,90

Laserschweißdraht, Kulzer
Spezielle kohlenstofffreie CoCr-Basis Legierung in Drahtform. Als Schweißzusatzmaterial für Heraenium-Legierungen optimal. Für spannungsarmes und rissfreies Schweißen.



Packung
mit Drahtstücken, Ø 0,5 mm, Gesamtlänge 150 cm

37530	75,80
-------	-------

Rolle
Ø 0,35 mm, Gesamtlänge 200 cm

240458	84,20
--------	-------

• Zusammensetzung in Massen % Co 65,3 | Cr 28,0 Mo 5,5 | Mn 0,7 Si 0,5

PD Universal Lot, Produits Dentaires
Lötstäbchen, gefüllt mit Spezialflussmittel. Zum Löten gleicher oder unterschiedlicher Legierungen mit Schmelztemperatur über 600° C.



Packung 12 Stangen
silberfarbig

79850	56,94
-------	-------

Wiron-Lot, Bego
Sehr gut geeignet für alle Bego-Nickel-Chrom-Legierungen, bzw. Wirobond-Legierungen.
• Solidus-Temperatur (1140 °C)



Wiron-Lot
Packung 4 g, Stabform: **rund**

70589	47,90
-------	-------

Wirobond -Lot, Bego
Sehr gut geeignet für alle Bego-Nickel-Chrom-Legierungen, bzw. Wirobond-Legierungen.
• Solidus-Temperatur (1125 °C)



Wirobond-Lot
Packung 4 g, Stabform: **dreieckig**

69168	47,90
-------	-------

Wiwoweld, Bego
Co-Cr-Laserschweißdraht, frei von Kohlenstoff.



Packung
1,5 g = 2,0 m, Stärke: 0,35 mm

33243	96,90
-------	-------

Packung
2 g = 1,5 m, Stärke: 0,50 mm

36978	77,90
-------	-------

Wiwoweld NC, Bego
Ni-Cr-Mo-Laserschweißdraht, frei von Kohlenstoff.



Packung
4 g = 5,5 m, Stärke: 0,35 mm

87163	91,90
-------	-------

4
Einbetten/Gießen/Löten

Tiegel und Einsätze

4

Einbetten/Gießen/Löten

Grafittiegel und Einsätze, Kulzer

Durch ein besonderes Herstellungsverfahren sind Graphittiegel von Heraeus Kulzer frei von jeglichen legierungsschädigenden Zusätzen. Sie besitzen eine hohe mechanische Stabilität und Temperaturwechselbeständigkeit, eine gute Wärmeleitfähigkeit und haben ein gleichmäßiges Abbrandverhalten, wodurch bei angemessener Standzeit die gewünschte Schutzatmosphäre über der Schmelze erzeugt wird.



Packung 12 Stück
Tiegel für CL-G, CL-G 97

Artikel-Nr. 89806
Preis pro Einheit 158,00

Packung 10 Stück
Tiegel für CL-G 77, CL-G 94

89807 169,00

Packung 10 Stück
Einsätze für CL-IM/IG/95, Heracast IQ

63227 163,00

Keramiktiegel und Einsätze, Kulzer

Für die palladiumhaltigen Edelmetall-Dentallegierungen und die Nichtedelmetall-Legierungen sind Keramiktiegel aus Naturton die beste Lösung. Eine ausgewogene Mischung aus verschiedenen Tone stellt sicher, dass diese Keramiktiegel den hohen Schmelztemperaturen standhalten und dabei keine legierungsschädigenden Stoffe abgeben.

- Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit
- Halten auch noch nach mehrmaligen Einsatz dem Angriff von Schmelzölver auf die Keramik stand



Packung 12 Stück
für CL-G, CL-G 97

89803 129,00

Packung 10 Stück
für CL-G 77, CL-G 94

89804 129,00

Packung 6 Stück
für CL-IG, CL-I 95, CL-Im, Heracast iQ für Edelmetall

80569 168,00

Keramiktiegel NEM, Kulzer

Keramiktiegel für CL-IM/IG/I 95 und für Heracast IQ. Für NEM-Metalle. Spezialkeramik, damit eine wesentlich höhere Standzeit erzielt wird.



Packung 6 Stück
für CL-IG, CL-I 95, CL-IG, Heracast iQ für NEM-Legierungen

87059 189,00

Keramik-Schmelztiegel Flamme, Bego

Die Schmelztiegel bestehen aus einer Spezial-Keramik und haben eine lange Lebensdauer durch hohe Wärmewechselbeständigkeit.



Packung 6 Stück
Kombi-Schmelztiegel tiefe Mulde
Passend für: Fundor, Fundor T

70416 155,90

Packung 6 Stück
Kombi-Schmelztiegel flache Mulde
Passend für: Fundor, Fundor T

60209 155,90



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Tiegel und Einsätze

Nautilus-Keramik-Schmelztiegel FC, Bego

Der Keramik-Tiegel besteht aus einer hochtemperaturbeständigen Spezialkeramik, die gegenüber herkömmlichen Schmelztiegelkeramiken viele Vorteile bietet. Außergewöhnlich glatte Keramikoberflächen begünstigen das Ausfließen, die hohe Wärmewechselbeständigkeit gewährleistet eine lange Nutzungsdauer.

• Glas-Kohlenstoff-Zylinder

für Nautilus-Keramik-Schmelztiegel. Zum Schmelzen von Edelmetall-Legierungen, vor allem hochpalladiumhaltiger Legierungen.



Keramik-Schmelztiegel FC
Packung 4 Stück, für Nautilus

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

190973 178,90

Graphitzylinder
Packung 6 Stück, für Nautilus-Keramiktiegel

24548 113,90

Glas-Kohlenstoff-Zylinder
Packung 4 Stück, für Nautilus-Keramiktiegel (ohne Abb.)

165378 185,90

Fornax-Keramik-Schmelztiegel FC, Bego

Keramik-Tiegel für das Schmelzen in der Fornax. Die Schmelztiegel bestehen aus einer speziellen Keramikmasse und haben durch ihre hohe Wärmewechselbeständigkeit eine lange Nutzungsdauer.



Keramiktiegel
Packung 6 Stück, für Fornax

253987 146,90

Keramikeinsätze
Packung 6 Stück, für Fornax (ohne Abb.)

84149 108,90

Graphiteinsätze
Packung 6 Stück, für Fornax (ohne Abb.)

70420 98,90

Schmelzmulden, Dentsply Sirona

Universal Schmelzmulde



Stück

Universal
Spezial

61482 39,00

69012 40,00

Verschlussstößel Longlife, Reitel

Lange Standzeit. In Verbindung mit dem Thermoelement zur Temperaturmessung im Tiegel. Für EM und NEM.



Packung 2 Stück

105648 90,00

Verschlussstößel Graphit, Reitel

Zur Temperaturmessung im Tiegel in Verbindung mit dem Thermoelement. Für EM



Packung 5 Stück

11636 63,00

Verschlussstößel Keramik S, Reitel

Zur Temperaturmessung im Tiegel in Verbindung mit dem Thermoelement. Für EM



Packung 2 Stück

12557 57,00

4
Einbetten/Gießen/Löten

Drähte und Klammerkreuze

4

Einbetten/Gießen/Löten

J-Klammern gerade, Scheu-Dental

Vorgefertigte Klammerkreuze aus einer mundbeständigen, hochkorrosionsfesten Edelstahllegierung. Hergestellt im Stanz- und Kaltformungsverfahren. Einstückig und ohne Lötverbindungen mit hochglänzender Oberfläche. Optimale Elastizität und Stabilität.



Packung 10 Stück

- Ø 0,8 mm
- Ø 0,9 mm
- Ø 1,0 mm
- Ø 1,1 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
75855	20,60
75856	20,60
75857	20,60
84322	20,60

J-Klammern schräg, Scheu-Dental

Vorgefertigte Klammerkreuze aus einer mundbeständigen, hochkorrosionsfesten Edelstahllegierung. Hergestellt im Stanz- und Kaltformungsverfahren. Einstückig und ohne Lötverbindungen mit hochglänzender Oberfläche. Optimale Elastizität und Stabilität.



Packung 10 Stück

- Ø 0,8 mm
- Ø 0,9 mm
- Ø 1,0 mm
- Ø 1,1 mm

75858	20,60
75859	20,60
75860	20,60
64732	20,60

Packung 100 Stück

- Ø 0,9 mm

63416	179,20
-------	--------

Klammerkreuze N, Scheu-Dental

Vorgefertigte Klammerkreuze aus einer mundbeständigen, hochkorrosionsfesten Edelstahllegierung. Hergestellt im Stanz- und Kaltformungsverfahren. Einstückig und ohne Lötverbindungen mit hochglänzender Oberfläche. Optimale Elastizität und Stabilität.



Packung 10 Stück

- Ø 0,9 mm
- Ø 1,0 mm
- Ø 1,2 mm

75850	23,40
75851	23,40
75852	23,40

Packung 100 Stück

- Ø 0,9 mm

80011	207,50
-------	--------

Klammerkreuze NK, Scheu-Dental

Vorgefertigte Klammerkreuze aus einer mundbeständigen, hochkorrosionsfesten Edelstahllegierung. Hergestellt im Stanz- und Kaltformungsverfahren. Einstückig und ohne Lötverbindungen mit hochglänzender Oberfläche. Optimale Elastizität und Stabilität.



Packung 10 Stück

- Ø 0,8 mm

75853	24,30
-------	-------

Packung 100 Stück

- Ø 0,8 mm

63420	207,50
-------	--------

Klammerkreuze O, Scheu-Dental

Vorgefertigte Klammerkreuze aus einer mundbeständigen, hochkorrosionsfesten Edelstahllegierung. Hergestellt im Stanz- und Kaltformungsverfahren. Einstückig und ohne Lötverbindungen mit hochglänzender Oberfläche. Optimale Elastizität und Stabilität.



Packung 10 Stück

- Ø 0,9 mm
- Ø 1,0 mm

75844	20,90
75845	20,90

Klammerkreuze OK, Scheu-Dental

Vorgefertigte Klammerkreuze aus einer mundbeständigen, hochkorrosionsfesten Edelstahllegierung. Hergestellt im Stanz- und Kaltformungsverfahren. Einstückig und ohne Lötverbindungen mit hochglänzender Oberfläche. Optimale Elastizität und Stabilität.



Packung 10 Stück

- Ø 0,8 mm

75848	20,70
-------	-------

Klammerkreuze TK, Scheu-Dental

Vorgefertigte Klammerkreuze aus einer mundbeständigen, hochkorrosionsfesten Edelstahllegierung. Hergestellt im Stanz- und Kaltformungsverfahren. Einstückig und ohne Lötverbindungen mit hochglänzender Oberfläche. Optimale Elastizität und Stabilität.



Packung 10 Stück

- Ø 0,9 mm
- Ø 1,0 mm

75864	29,20
75865	29,20

Packung 100 Stück

- Ø 0,9 mm

63517	256,10
-------	--------

Drähte und Klammerkreuze

Menzanium-Draht, Scheu-Dental

Nickelfreie (Nickel-Spurenelemente von 0/0,2 % sind verfahrenstechnisch möglich) Edelstahllegierung, korrosionsbeständig, bruchfest. Federhart 1.800-2.000 N/mm², rund

• Bestandteile:

18% Chrom, 18% Mangan, 2% Molybdän, 1% Silicium, Rest Eisen.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Rolle 50 m Stärke: 0,5 mm	45475	24,50
Rolle 40 m Stärke: 0,6 mm	45474	24,50
Rolle 30 m Stärke: 0,7 mm	45473	24,50
Rolle 20 m Stärke: 0,8 mm	45472	24,50
Rolle 10 m Stärke: 0,9 mm	45471	24,50
Stärke: 1,0 mm	45470	24,50

Scheu-Anker, Scheu-Dental

Unübertroffen in Halte- und Federkraft! Die Anker bestehen aus mundbeständigen, hochkorrosionsfesten Edelstahllegierungen.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung 10 Stück		
Ø 0,6 mm	75867	6,40
Ø 0,7 mm	75868	6,40
Ø 0,8 mm	75869	6,40
Ø 0,9 mm	75870	6,40
Ø 1,0 mm	75871	6,40
Ø 1,2 mm	75872	6,40
Packung 100 Stück		
Ø 0,7 mm	75890	48,30
Ø 0,8 mm	75891	48,30
Ø 0,9 mm	75892	48,30
Ø 1,0 mm	79675	48,30

Verstärkungseinlagen, Renfert

Einlagegitter mit hoher Festigkeit für obere totale oder subtotale Prothesen sowie feinmaschige Netze zur individuellen Verstärkung von Kunststoffprothesen.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Verstärkungsgitter Packung 5 Stück, vergoldet 0,4 mm	70493	70,00
Verstärkungsnetze		
Packung 3 Stück		
fein 0,4 vergoldet	69299	61,50
mittel 0,4 vergoldet Größe: 100 x 100 mm	69300	61,50
Rolle		
fein 0,4 vergoldet, Größe: 500 x 100 mm	70346	88,50

Winkelklammer, Speiko

Klammerarme, Schulter und Appendix sind vorgefertigt und können noch individuell angepasst werden, dadurch enorme Zeitersparnis beim Biegen.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung 10 Stück		
Einarmig links Gr. 1	205941	37,40
Einarmig rechts Gr. 2	205942	37,40

Wiptam - Draht, Austenal

Zum Löten geeignet

• Stabform: rund



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung		
Ø 0,7 mm	192408	34,30
Ø 0,9 mm	11100	34,30
Ø 1,0 mm	11101	34,30
Ø 1,1 mm	11102	34,30
Ø 1,2 mm	11103	34,30
Ø 1,3 mm	11104	34,30
Ø 1,5 mm	11106	34,30

Wiptam - Draht, Austenal

Zum Löten geeignet

• Stabform: halbrund



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung ca. 2 m		
Ø 0,75 x 1,50 mm	11108	54,30
Ø 0,87 x 1,75 mm	11109	54,30
Ø 1,00 x 2,00 mm	11110	54,30

4
Einbetten/Gießen/Löten

Gasbrenner

Alkohol-Löt-Lampe

Durch Zusammendrücken der Flasche wird eine nadelfeine Stichflamme erzeugt. Für kleine Lötungen und zum Glätten von Wachsen geeignet.



Stück
Lampe mit Docht

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
142995	11,00

Bunsenbrenner Bijou 90, Renfert

Ein universell einsetzbarer Laborbrenner für Propan- und Erdgas. Einstellung der Gaszufuhr über stufenlosen Kipphebel. Individuelle Regelung der Sauerstoffzufuhr über Stellrad. Entspannte Handhaltung für Rechts- und Linkshänder. Niedrige Bauhöhe: 11 cm. DVGW geprüft, entspricht den Vorschriften der Berufsgenossenschaft. 3 Jahre Garantie



Stück
Propangas (F) 50 mbar

45077	128,50
-------	--------

Stück
Erdgas (N) 'E' 20 mbar

45078	128,50
-------	--------

Kisag Brenner, Hager & Werken

Gasbrenner für Praxis und Labor. Flammentemperatur stufenlos regelbar von ca. 750° C bis 1.150° C. Eine Füllung reicht für 5 - 6 Stunden Brenndauer.

- Nachfüllbar nur mit Kisag-Gas



Einführungs-Set
1 Brenner, 1 Dose Gas

58634	114,99
-------	--------

Kisag Gas
Dose 400 ml

79748	7,99
-------	------

Blue-Flame 1500, Hager & Werken

Handlicher Brenner für Praxis und Labor.

- Einfache, praktische Einhandbedienung
- Automatische und zuverlässige Zündung
- Stabiler Standbrenner, nur 15 cm klein
- Flamme auch in der Temperatur stufenlos regulierbar von ca. 800 - 1300 °C
- Max. Brenndauer ca. 35 min



Stück 46730 **65,22**

Centralin Gas 267933 **2,94**
Dose 125 ml

Miratorch, Hager & Werken

Dentalbrenner für Zahnarzt und Labor.

- Kleiner, handlicher Brenner
- Einfache Einstellung und stufenlose Regulierung der Temperatur

• **Technische Daten:**

Temperatur: 1300 °C
Tank: 64 ml Butangas
Brenndauer: 60-70 Minuten
Maße: Höhe 137 mm
Gewicht: 170 g



Stück 15761 **38,50**

Centralin Gas 267933 **2,94**
Dose 125 ml

ParaPost XP Ausbrennstifte, Coltène
 Ausbrennstifte aus Kunststoff zur Herstellung von parallelwandigen, gegossenen Wurzelstiften mit patentiertem Diamant-Retentions-Design, für sicheren Halt und einfache Zementierung.
 Kompatibel mit allen vorherigen ParaPost Generationen.



Packung 10 Stück

- P751-3** braun Ø 0,90 mm
- P751-4** gelb Ø 1,00 mm
- P751-4.5** blau Ø 1,14 mm
- P751-5** rot Ø 1,25 mm
- P751-5.5** violett Ø 1,40 mm
- P751-6** schwarz Ø 1,50 mm
- P751-7** grün Ø 1,75 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
36167	48,33
36168	48,33
36169	48,33
36170	48,33
36171	48,33
36172	48,33
36173	48,33

Perma-dor Wurzelstifte, VDW
 Passive Edelmetallstifte für indirekte Aufbauten. Spannungsabbau und weniger Dentinabtrag mit der konischen Form. Erhöhte Bruchsicherheit wegen der Kühlrippenwirkung (lunkerfreier Anguß)
• Bestandteile:
 (Au 60 %, Pt 24,9 %, Pd 15 %, Ir 0,1 %)



Packung 5 Stück

klein	32891	149,40
mittel	32892	197,02
groß	32890	257,05

Packung 5 Stück

klein, biodent	80466	153,99
mittel, biodent	80464	202,76
groß, biodent	80462	266,17

Zubehör

Pilotbohrer, 5 Stück	32118	55,53
Kanaltrimmer, 5 Stück	142674	86,10

Zubehör / Einbetten / Gießen / Löten

Ausblasdüsen, ORBIS Dental
Ohne Schlauch, zum Trocknen und Ausblasen.

TOP



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
146096	39,25
70587	24,85

Elektrolyt, ORBIS Dental
Zum elektrolytischen Glänzen von Chrom-Kobalt-Legierungen. Es verfügt über eine sehr gute Tiefenwirkung und kann in allen handelsüblichen Glanzgeräten (vorzugsweise Bewegungsbäder) angewendet werden.

TOP



Flasche 1000 ml	143013	14,95
Kanister 5 Liter	161968	57,75

G-Cera Orbit Vest, GC
Phosphatgebundenes, feuerfestes Stumpfmateriale für die direkte Schichtung keramischen Materials zur Herstellung von Inlays, Onlays, Kronen und Verblendungen.



Packung 30 x 33 g		
G-Cera Orbit Vest, für Kronen	89289	118,46
G-Cera Orbit Vest, für Inlays	89288	118,46
Flasche 200 ml		
G-Cera Orbit Vest Flüssigkeit	89285	53,46

Gussküvetten, ORBIS Dental
Besonders langlebige Gussküvetten aus Edelstahl. Universell verwendbar für alle gängigen Gusschleudern oder Vakuum-Druck-Gießgeräte (Bego, Degussa, Reitel, etc.)

- Höhe: 55 mm
- Wandstärke: 1,5 cm

TOP



Stück		
Größe: 1 x für 60 g Einbettmasse	149729	4,95
Größe: 3 x für 180 g Einbettmasse	149731	5,45
Größe: 6 x für 360 g Einbettmasse	149733	7,25
Größe: 9 x für 540 g Einbettmasse	149734	8,35

Gusstrichterformer für Gusschleudern, ORBIS Dental
Robuste, elastische Gummiformen mit Metallboden. Für Vakuumeinbettung geeignet, großer Gusstrichter für Gusschleudern. Für alle gängigen Gusschleudern (Bego, Degussa, Reitel, etc.) geeignet.

TOP



Stück		
Größe: 1 x	170697	5,45
Größe: 3 x	170698	5,75
Größe: 6 x	170699	6,95
Größe: 9 x	170700	7,55
Größe: Universal, ohne Metallboden, für Degussa-Systeme	170701	6,85

Gusstrichterformer, für Vakuum-Druck-Gießgeräte, ORBIS Dental
Robuste, elastische Gummiformen mit Metallboden. Für Vakuumeinbettung geeignet, reduzierter Gusstrichter für Vakuum-Druck-Gießgeräte. Geeignet für Heraeus und Reitel Vakuum-Druck-Gießgeräte.

TOP



Stück		
Größe: 1 x	177548	5,45
Größe: 3 x	177545	5,75
Größe: 6 x	177546	6,95
Größe: 9 x	177547	7,55

Zubehör / Einbetten / Gießen / Löten

Silikon-Gussmanschette, ORBIS Dental
Für die ringlose Einbettung in der Kronen- und Brückentechnik mit freier Expansionssteuerung. Durch die konische Form lässt sich die Manschette leicht entfernen.

TOP



Stück mit Sockelplatte

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
3X	266835	15,95
6X	266836	20,25
9X	266837	24,95

Kältespray, ORBIS Dental

Kältespray in medizinischer Qualität, kühlt bis -45 °C und verdampft sofort und rückstandsfrei. Es ist hervorragend zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen, sowie zur Vitalitätsüberprüfung am Zahn geeignet und kann auch zum raschen Abkühlen von Abformmaterialien oder Tiefziehfolien verwendet werden. Ein Applikationsröhrchen dient zum gezielten Aufbringen.

- FCKW-frei
- Weiße Kappe: **Mintgeschmack**
- Orange Kappe: **Orangengeschmack**

TOP



Dose 200 ml

Mintgeschmack	143174	5,55
Orangengeschmack	160080	5,55
ab 12 Dosen		5,15

Mengenpreise auch bei gemischter Abnahme

Muffelringeinlage, ORBIS Dental

Extrem flexible, reißfeste Einlage für Muffelringe aus Metall. Hochtemperaturbeständig, mit hervorragende Wärme-Isolierung. Asbestfrei, aus Keramikfaser.

TOP



Rolle

Größe: 50 mm x 1 mm x 25 m	143188	14,15
----------------------------	--------	-------

Muffelzange, ORBIS Dental

Zum sicheren Greifen von heißen Gussmuffeln. Zuverlässiger Griff, unabhängig von der Muffelgröße.

- Aus **rostfreiem Stahl**

TOP



Bleifolie, Helago
Beidseitig verzinkt



Rolle 150 g / Breite 90 mm

Stärke: 0,10	72298	39,00
Stärke: 0,20	72300	27,80
Stärke: 0,25	72301	27,80
Stärke: 0,30	72302	27,80
Stärke: 0,40	72304	27,80
Stärke: 0,50	72306	27,80
Stärke: 0,60	72307	27,80

Zubehör / Einbetten / Gießen / Löten

Dichtringe, Kulzer

Dichtringe für Auflageplatten im Vakuum-Druckguss-Gießgerät verhindern das Eindringen von Legierungs- und Fremdteilen in den Heitziegel. Sie sind asbestfrei und werden um den Heraeus-Röhrentiegel gelegt.



Packung 50 Stück
für CL-G 77 / 94 / 2002

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
80481	15,50

Packung 50 Stück
für CL-G, CL-G 97

80544	15,50
-------	-------

Elektrolyt, Renfert

Zum Glänzen von Kobalt-Chrom-Legierungen. Elektrolytisches Glänzen ist ein wichtiger Arbeitsgang in jeder Modellgussabteilung. Durch besondere Zusätze im Renfert-Elektrolyt wird ein schneller Glanz mit ausgezeichneter Streu- und Tiefenwirkung erreicht. Für alle Geräte mit Kupfer-, Edelstahl- und Titan-Elektroden geeignet.



Flasche 2 Liter

72437	35,50
-------	-------

Kanister 10 Liter

72438	135,50
-------	--------

Gussringeinlagen, Kulzer

Die Gussringeinlagen bestehen aus flexiblen, keramischen Fasern und sind leicht in die Gussküvetten einzulegen. Zuschnitte passen in die Stahlmuffeln.



Packung 200 Stück

Größe: X 1

89822	29,50
-------	-------

Größe: X 3

89823	33,70
-------	-------

Packung 100 Stück

Größe: X 6

89824	27,30
-------	-------

Größe: X 9

89825	33,70
-------	-------

Hera SP 99, Kulzer

Die Schmelzpulverpellets werden beim Schmelzen und Gießen von edelmetallreduzierten Aufbrennkeramiklegierungen in Keramiktiegeln benötigt. Saubere Handhabung und exakt dosierbare Mengen garantieren einwandfreie Reduzierung der Oxidhaut und optimalen Guss.



Packung 1000 Pellets groß

für Heracast S/L/RC, CL-G/77/2002, CL-G 94/97

89820	31,20
-------	-------

Hera UL 99, Kulzer

Eine Universal-Lötpaste für alle Edelmetall-Dentallegierungen und speziell für Lötungen mit Aufbrennkeramiklegierungen verwendbar. Die besonders gute Fließfähigkeit der Lötpaste gewährleistet bei sparsamstem Verbrauch ein hervorragendes Schießen des Lotes in den Lötspalt. Schützt auch bei hohen Arbeitstemperaturen vor Oxidation.



Dose 30 g

89817	43,30
-------	-------

Zubehör / Einbetten / Gießen / Löten

Kreppmanschette, Kulzer

Für die individuelle Überbettung des Einbettmassemodells zur Herstellung einer Gießform.



Packung

Rolle: 25 m
Breite: 80 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
78293	77,60

Minoxid, Bego

Flussmittel für Edelmetall-Legierungen sowie Edelmetall an Kobalt-Chrom/Nickel-Chrom.



Flasche 80 g

70588	38,90
-------	-------

Muffelformer, Bego

Bei Verwendung der Bego-Kombi-Dublierküvette entfällt das Festwachsen und Beschleifen des Einbettmasse-Modells. Beide Muffelformer können, durch Universalboden, auch für alle übrigen Dubliersysteme eingesetzt werden.



Satz
4 Stück klein, rot

70413	39,90
-------	-------

Satz
4 Stück groß, blau

70414	45,90
-------	-------

Neacid, Dentsply Sirona

Das Beizmittel zum Entfernen von Oxiden und Flussmittelresten von Guss- und Lötobjekten aus Edelmetall-Legierungen. Entwickelt keine korrosiven oder gesundheitsschädlichen Dämpfe, schließt Geruchsbelästigung aus.



Packung
2 x 65 g Granulat

61456	21,00
-------	-------

Oxyon, Dentsply Sirona

Spezial-Flussmittel für NEM-Legierungen



Packung 50 ml

69779	25,00
-------	-------

4
Einbetten/Gießen/Löten

Zubehör / Einbetten / Gießen / Löten

Pasta Flux, Jelenko

Boraxfrei. Für alle Edelmetall-Legierungen, bei Aufbrennlegierungen auch nach dem Brand zu verwenden. Keine Porzellanverfärbung.



Dose 30 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
87493	20,50

Rapid-Ringless-System, Bego

Zeitgewinn gegenüber Muffelsystemen mit Folienmanschette, oder Metallring.

- Kompatibel mit Rapid-Wax-System
- Verschleißarm, dadurch kostengünstiger als vergleichbare Systeme
- Universell für viele Gieß-Systeme einsetzbar
- Einfaches Trennen von Muffel und Muffelring



Set
Muffelring und Trichterformer Größe 1 x (Ø 37 mm / 1 1/4")

27094 **30,90**

Set
Muffelring und Trichterformer Größe 3 x (Ø 55 mm / 2")

27096 **30,90**

Set
Muffelring und Trichterformer Größe 6 x (Ø 72 mm / 2 1/2")

27095 **30,90**

Thermostop, Bego

Asbestfreie Hitzeschutzpaste. Zum Abdecken der Kunststoff-Partien bei Reparaturen an Brücken und Modellgussarbeiten.



Dose 140 g

70591 **24,90**

Wärmestop Metallex, KKD TopDent

Schützt Dental-Kunststoffe beim Löten von Klammern und Retentionen.



Tube 235 ml

39382 **10,90**

Waxit, Dentsply Sirona

Ein Netzmittel für Wachsmodelle vor dem Einbetten und zur Behandlung von gummielastischen Abformungen sowie Dubliersilikon

- Senkt die Oberflächenspannung der Wachsobjekte und ermöglicht dadurch ein leichtes Anfließen der Einbettmasse
- Entfettet die gummielastische Form und ermöglicht dadurch ein leichtes Ausfließen der Modellmasse



Laborflasche 1000 ml

61493 **51,00**

Pumpspray 145 ml

68080 **25,00**

Wirolyt, Bego

Elektrolyt-Glanzflüssigkeit für Kobalt-Chrom-Legierungen.



Flasche 1 Liter

70421 **40,90**

5

Isoliermittel	107-111
Knetmassen	112-115
Oberflächenentspanner	106

Oberflächenentspanner

Silikon- und Wachsentspanner, ORBIS Dental

Hochwirksames Netzmittel für die Gusstechnik. Es werden Wachsmodele sowie auch Abdrücke aus Silikon und Polyether entspannt und dadurch eine gute Benetzung, vor allem zwischen Wachs und Einbettmassen, gewährleistet. Die Einbettmasse fließt leicht und genau adaptierend über das Wachsojekt. Er ist schnell trocknend und hinterlässt keinen unerwünschten Trenn- oder Schmierfilm. Zusätzlich wird eine störende Blasenbildung beim Einbetten verhindert. Das Netzmittel ist unschädlich und reagiert nicht mit Einbettmassen.

TOP



Flasche 1000 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

145044 19,95

Applikationsflasche 100 ml (leer)

145045 4,40

Hera SWE 2000, Kulzer

Silikonentspannungsmittel zum Oberflächenneutralisieren und Entspannen von Silikonabdrücken und Dublierungen, Alginateabdrücken, Hydroabdrücken und Wachs.



Flasche 1000 ml

76815 35,10

Dipol, Hager & Werken

Bewährtes Netzmittel für alle phosphat- und gipshaltigen Einbettmassen. Wachs-entfettend, wachsoberflächenentspannend. Dipol schafft eine molekulare Brücke zwischen wasserabstossendem Wachs und Einbettmasse. Eignet sich auch ausgezeichnet als Netzmittel auf Abformungen aus Silikon, Polyether usw. zum problemlosen Ausgießen mit Gips zur Modellherstellung. Pumpzerstäuber mit mikrofeinem Spraynebel.



Packung

63187 38,99

1 Flasche à 1000 ml,
1 Pumpzerstäuber (leer)

Formaldehydfrei, alkoholfrei. Ohne Treibgas

Smoothex, Whip Mix

Oberflächen-Entspannungsmittel, auch für Vakuumeinbettungen geeignet. Nach der Trocknung im Luftstrom bleibt ein Film zurück, der ein glattes Anfließen und gute Adhäsion der Einbettmassen an der Modellation garantiert. Smoothex kann auch als Wachsreiniger verwendet werden, hinterlässt keinen fettigen oder öligen Film.



Flasche 118 ml

87809 14,57

5

Isoliermittel/Knetmassen

Silikonspray, ORBIS Dental

Universell einsetzbares Spray, gut geeignet zum Schmieren von Schließern und Gelenken von Zahnzangen und Scheren vor der Sterilisation. Auch zur Pflege von Trimmern, Küvetten, Artikulatoren oder Vibratoren. Einfaches Einsprühen verhindert das Anhaften von Gipsen. Daher ist das Produkt im Labor auch als Trennmittel für die Kunststofftechnik anwendbar (Wachs gegen Gips, Wachs gegen Wachs, Wachs gegen Kunststoff, Wachs gegen Keramik).

- FCKW-frei



**Spraydose 400 ml
ab 3 Dosen**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
146289	7,95
	7,30

TOP

Aislar, Kulzer

Alginat-Isolierlösung für Prothesenkunststoffen und Composite. Kurze Einwirkzeit und keine Schichtbildung. Formaldehyd-frei. (Gips gegen Kunststoff und Komposit, auf allen Gipsen, für Kalt- und Heißpolymerisate)



Flasche 80 ml

74195 **16,90**

Flasche 500 ml

74196 **50,70**

Flasche 2 x 1000 ml

74198 **90,30**

Zubehör

1 x Pinsel für Aislar

100920 **2,18**

5 x Pinsel für Aislar

82445 **10,90**

Flexistone, Detax

Isolier- und Modellmasse auf C-Silikonbasis, niedrigviskos, standfest, sehr hohe Endhärte (75 Shore A). Zur isolierenden Einbettung von Kunststoff- oder Porzellan-zähnen. Wird in einem Arbeitsgang dünn auf Zähne und Wachs aufgetragen, bildet einen dünnen, extrem harten Isolierfilm zur Fixierung der Zahnreihe beim Pressvorgang. Haftkristalle sind nicht erforderlich. Farbe: grün (Konfektionszähne gegen Gips).



Packung

350 g Base, 30 ml Katalysator, 1 Anrührschale

74764 **50,10**

Großpackung

5 x 350 g Base, 3 x 30 ml Katalysator, 2 Anrührschalen (o. Abb.)

74765 **170,30**

Flasche 30 ml

Katalysator

88125 **18,70**

Flexistone Plus, Detax

Isolier- und Modellmasse auf A-Silikonbasis, niedrigviskos, standfest, sehr hohe Endhärte (85 Shore A). Optimale Verarbeitungseigenschaften, läuft beim Aufspateln nicht weg. Zur isolierenden Einbettung von Zahnprothesen. Schützt Kunststoff und künstliche Zähne vor Gips. Schnell und bequem zu verarbeiten (1:1 Mischsystem). Besonders geeignet bei Injektionsverfahren, von IVOCLAR für das SR-Ivocap-System empfohlen. Farbe: Base blau, Katalysator weiß 1:1 (Konfektionszähne gegen Gips).



Packung

je 160 ml Base und Katalysator, 2 Ständer, 1 Anrührschale

31210 **91,20**

Ecopackung

je 1000 ml Base und Katalysator + 4 Anrührschalen

69805 **427,50**

5

Isoliermittel/Knetmassen

Isoliermittel

Iso C, Spiess

Zuverlässiger, hauchdünner Isolierfilm für alle Arbeiten mit Wachs (Wachs gegen Gips, Wachs gegen Metall, Wachs gegen Kunststoff).



Flasche 100 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

74750 8,50

Flasche 500 ml

74751 26,00

Isofix 2000, Renfert

Gips gegen Gips Isolierung für die Herstellung von Arbeitsmodellen.



Nachfüllpackung
2 Kanister à 1000 ml

57678 81,50

Isolant, Dentsply Sirona

Flüssigkeit zur Isolierung von Gipsmodellen und Küvetten bei der Anfertigung von Kunststoffprothesen und bei Reparaturen. Dringt in den Gips ein und bildet eine glatte, porenfreie Oberfläche. Dadurch lässt sich die Prothese nach der Polymerisation leicht vom Gips lösen (Gips gegen Kunststoff).



Flasche 1000 ml

79132 50,00

Isolat film, Dreve

Ist ein hitzebeständiges, filmbildendes Isoliermittel auf Alginatbasis mit ausgezeichneter Trennwirkung für glatte und porenfreie Oberfläche (Gips gegen Kunststoff, Gips gegen Gips).



Flasche 1000 ml

152060 15,73

Isolit, Kerr

Isolit ist ein wasserlösliches, ungiftiges Trennmittel. (Trennmittel für Guss- und Modellierwachse aller Art gegen Porzellan, Gips, Kunststoff und Metall).



Flasche 2 x 50 ml

61442 24,00

Flasche 1000 ml

61444 45,00

Lubritex Nr. 12, Whip Mix

Besonders oberflächenaktiv, breitet sich allseitig aus und hinterlässt nach schneller Verdunstung einen gleichmäßigen, hauchdünnen Film von hoher Isolierkraft. Für alle Oberflächen geeignet. Wasserlöslich und daher leicht abzuwischen (Universal-Isolierungsmittel).



Flasche 100 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
87807	16,90

Microfilm, Kerr

Schnelles isolieren der Oberfläche. Enthält kein Öl. Kein Verfärben und Verunreinigen des Wachses. Rasches und sauberes Trennen des Wachsmodells (Gips gegen Wachs).



Flasche 500 ml

267365	67,72
--------	-------

Mirapor, Hager & Werken

Isoliert Gips gegen Gips ohne jegliche Filmbildung, da nicht silikongebunden. Exakte, sehr leichte Trennung. Gipskonter lösen sich ohne Hilfsmittel. Kein Verfärben der Modelle. Die Poren des Gipses sind gegen Schmutz und Wasser versiegelt. Gipsoberflächen können mit Bürste oder Lappen hochglanzpoliert werden. Ohne Treibgas, formaldehydfrei.



Packung

1 Flasche à 1000 ml,
1 Pumpzerstäuber (leer)

63237	38,90
-------	-------

Pumpzerstäuber

100 ml (gefüllt)

31271	11,05
-------	-------

Non-Stick Spray, Hager & Werken

Schutz-, Pflege- und Isolierspray. Silikon-Schutzfilm verhindert das Anhaften von Gips etc. an Geräten, Artikulatoren und Instrumenten. Macht Tür- und Gerätescharniere leichtgängig (Oberflächenisolierung gegen Gips).



Dose 400 ml

84567	9,99
-------	------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Isoliermittel

Optosil flüssig, Kulzer

Für Isolierarbeiten bei der Herstellung von partiellen und totalen prothetischen Kunststoffarbeiten. Besondere Eigenschaften: Hochglänzende Kunststoffoberflächen, geringe Filmstärke, sparsam im Verbrauch und optimale Konsistenz (Konfektionszähne gegen Gips).



Packung

850 g Paste, 25 ml Activator universal Plus, 500 g Haftgranulat, 1 Anmischspatel, 1 Anmischschälchen, 1 Schraubpipette

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
15452	116,00

Picosep, Renfert

Dünnflüssiges Isoliermittel auf Silikonbasis - speziell für die Wachstauchtechnik. Hauchdünner Auftrag wirkt über Tage, es muss nicht nachisoliert werden (Gips gegen Wachs und Keramik).



Picosep
Flasche 30 ml

164179	11,00
--------	-------

Separating-Fluid, Ivoclar Vivadent technical

Separating Fluid besitzt ausgezeichnete Isoliereigenschaften und ermöglicht somit eine optimale Isolierung und glatte Oberfläche (Gips gegen Gips, Gips gegen Kunststoff).



Flasche 30 ml	207625	16,30
Flasche 500 ml	67030	24,50
Flasche 1000 ml	67031	33,90
Kanister 5000 ml	67033	136,00

Signum insulating gel, Kulzer

Signum insulating gel ist zum Auftragen vor der Endpolymerisation.

- Wasserlöslich, d.h. restlos vom Modellwerkstoff abwaschbar
- Einfache Anwendung für jeden Modellwerkstoff einsetzbar

Zum Isolieren von Modellwerkstoffen gegenüber Composite-Materialien durch das Auftragen vor der Endpolymerisation wird die Entstehung einer Dispersionsschicht auf der Verblendoberfläche verhindert



Dose 10 g	23648	25,50
-----------	-------	-------

Super-Sep, Kerr

Isolierflüssigkeit zwischen Abdruckgips und Modellgips sowie zwischen Modellstumpf und Modellsockel bei Sägeschnitt-Modellen (Gips gegen Gips).



Flasche 500 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
266171	67,72

Xynon, Detax

Flüssiges Isoliermittel für alle Wachsmodellationen. Isoliert Gips, Kunststoff, Metall und Porzellan gegen Wachs. Zur Applikation mit Pinsel oder zum gezieltem Aufsprühen mit Kanüle. Bildet keinen öligen Film auf der Gipsoberfläche.



Flasche 100 ml

71054 7,90

Flasche 1000 ml

71055 73,40

Dose 250 ml

71053 19,20

Unisol W, Dreve

Das bewährte wachslösende Zusatzmittel mit neuer Rezeptur für eine schnellere und intensivere Reinigung von Modellen in Wachsausbrüheräten.



Flasche 2 x 1000 ml

55246 36,00

Kanister 5000 ml

50353 63,30

Vitafole H, Vita

Isoliermaterial zum Schutz der Konfektionszähne bei der Prothesenherstellung Spart das zeitraubende Ausarbeiten bei der Verarbeitung von Kunststoff- und Keramikzähnen (Kunststoff- und Keramikzähne gegen Gips).



Laborsortiment

70 ml Paste, 15 ml Härterflüssigkeit, 80g Haftkristalle, Anmischblock und Pinsel Nr. 11, ca. ausreichend für 100 Prothesen mit 14 Zähnen

83062 42,30

Großsortiment

3 x 70 ml Paste, 3 x 15 ml Härterflüssigkeit, 3 x 80g Haftkristalle, Anmischblock und Pinsel Nr. 11, ausreichend für ca.300 Prothesen mit 14 Zähnen

83063 106,90

Einzelpackung

70 ml Paste

83064 18,75

15 ml Härterflüssigkeit

83675 9,90

80 g Haftkristalle

83673 3,95

Yeti Lube, Yeti

Abgestimmt auf Yeti Wachse und Spacer, ist alkohol- und lösungsmittelfrei, sowie wasserlöslich und reaktionsfrei mit Einbettmassen. Selbst bei sparsamster Verwendung beweist sich die enorme Isolierwirkung, so werden Schlieren und Ringe auf Kroneninnenflächen vermieden (Wachs gegen Gips, Wachs gegen Metall, Wachs gegen Wachs).



Pinselflasche 18 ml

265044 11,60

Nachfüllflasche 250 ml

79466 85,80

Knetmassen

ORBI-Tec Knetmasse A85, ORBIS Dental

Für elastomere Präzisionsabformung auf Polyvinylsiloxan-Basis, additionsvernetzend.

Nur zur ausschließlichen Anwendungen für zahntechnische Zwecke.

Für folgende Indikationen: Vorwall, Modelle, Fixationen

Verarbeitungszeit: 1,5 Minuten

Gesamtabbindezeit: 6-7 Minuten

- 80 Shore A
- Farbe: Violett-blau
- Einfaches Anmischen
- Sehr weiche, knetbare Konsistenz
- Sehr hohe Präzision
- Dauerhaft dimensionsstabil
- Duft und Geschmacksneutral
- Klebefrei
- Kochfest



Dose 2 x 420 ml
(ca. 1,6 kg) Base und Katalysator

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

253457 **42,95**

Eimer 2 x 5 kg
Base und Katalysator

256365 **174,95**

TOP

5

Silikon Knetmasse, ORBIS Dental

Abformsystem auf C-Silikonbasis, für alle Indikationen und Abformtechniken. Wählen Sie aus zwei sehr dimensionsstabilen Putty-Materialien mit optimierten Füllkörpern für leichteres Anmischen und perfekte Homogenität. Für beide Materialien gilt eine Verarbeitungszeit von 2 Min, Mundverweildauer: 4 Min.

- **Knetmasse soft**, Endhärte Shore A60
- **Knetmasse hart**, Endhärte Shore A70



Dose 900 ml

soft 143203 **24,95**

hart 143204 **24,95**

ab 4 Dosen **22,95**

Eimer 10 kg

soft 147441 **104,95**

hart 147442 **104,95**

Stück 158138 **0,65**
Dosierlöffel

TOP

Universal Silikonhärter, ORBIS Dental

Für alle kondensationsvernetzende ORBIS® Produkte. Haut-, anwender- und umweltfreundlich, dazu leicht dosierbar und problemlos einmischbar.



Flasche 50 ml 211376 **11,75**
Flüssighärter, rosa

Tube 60 ml 266845 **9,95**
Pastenhärter, rot

TOP

Silikon Knetmasse Technik, ORBIS Dental

Kondensationsvernetzendes Silikon Knetmaterial mit sehr hoher Endhärte. Detailgetreu mit hoher Dimensionsstabilität, klebefrei, einfach zu verarbeiten, hitzebeständig. Geeignet für Vorwälle, Schlüssel, Unterfütterungen, bei Reparaturen und skelettierten Arbeiten sowie Fixationen.

- **Endhärte: Shore A 85**



Dose 900 ml 10496 **17,75**
Farbe: grün

Eimer 10 kg 10497 **73,95**
Farbe: grün

Stück Dosierlöffel 158138 **0,65**

TOP

Wir halten zusammen!

ORBI-Tec Knetmasse – einfach vermischen und exakt adaptieren

- Sehr weiche, knetbare Konsistenz
- Dauerhaft dimensionsstabil
- Sehr hohe Präzision
- Klebefrei
- Kochfest
- Einfaches Vermischen
- Duft- und geschmacksneutral
- Farbe: violettblau
- Endhärte: Shore A85
- Indikation: Vorwall, Modelle, Fixationen
- 2 x 420 ml oder 2 x 5 kg



Knetmassen

ORBI-Pastenhärter universal Technik, ORBIS Dental

Für technische Silikon-Abformmassen

- Produkt ist nur für den technischen Einsatz vorgesehen!



Tube 60 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
245970	12,25

TOP

Alphasil PERFECT TEC A85/A95, Müller-Omicron

Kondensationsvernetzendes Silikon-Knetmaterial mit sehr hoher Endhärte, Shore A 85/A95. Detailgetreu mit hoher Dimensionsstabilität, klebefrei, einfach zu verarbeiten, hitzebeständig, schnellabbindend. z. B. geeignet für Vorwälle bei Reparaturen und skelettierten Arbeiten, Fixationen etc..



Dose 900 ml
Farbe: blau / A85

15609 18,50

Eimer 10 kg
Farbe: blau / A85

16574 92,50

Dose 900 ml
Farbe: violett / A95

28926 18,50

Eimer 10 kg
Farbe: violett / A95

38796 92,50

Alphasil PERFECT Activator TEC, Müller-Omicron

Pastenhärter, DBTL-frei, für alle alphasil-Silikone, gut applizierbar, leicht einzumischen, sparsam zu dosieren und gute Mischkontrolle durch rötliche Einfärbung.

Flüssighärter für Alphasil, DBTL-frei, gut applizierbar, leicht einzumischen, sparsam zu dosieren.



Tube 60 ml
Farbe: rot

14344 12,95

Flasche 50 ml
Farbe: rot

73025 11,40

Gammasil PERFECT TEC A85/A95, Müller-Omicron

Additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan für die anspruchsvolle Zahntechnik. Einfach und sauber in der Verarbeitung, immer das richtige Anmischverhältnis, Dosierung 1:1. Hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe, klebefrei, kochfest. Härte: Shore A85/A95

- Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek
- Gesamtabbindezeit: 6 Min. - 7 Min



Packung 840 ml
2 Dosen, Base + Katalysator
(je 1x 420 ml) A85

189275 42,00

Packung 5270 ml
2 Eimer, Base + Katalysator
(je 1x 5 kg) A85

189276 192,00

Packung 840 ml
2 Dosen, Base + Katalysator
(je 1x 420 ml) A95

10151 42,00

Packung 5270 ml
2 Eimer, Base + Katalysator
(je 1x 5 kg) A95

15697 192,00

Blue eco, Detax

Knetmasse für die Zahntechnik, additionsvernetzend, sehr hohe, leicht knetbare Konsistenz. Präzise Detailwiedergabe, form- und volumenstabil, weichgeschmeidig, hitzebeständig bis 200 °C, Standard. Hervorragende mechanische Eigenschaften, leicht zu beschneiden. Vielseitig anwendbar (sichere Fixierung von künstlichen Zähnen, Vorwälle, Kontrollbisse, Modelle, etc.). Hohe Ergiebigkeit, optimale Mischkontrolle durch Kontrastfarben. Farbe: Base mittelblau, Katalysator beige 1:1 Endhärte 86 Shore A



Packung 2 x 800 g
je 1x Base + Katalysator
2x Dosierlöffel

218686 32,10

Packung 2 x 5 kg
je 1x Base + Katalysator
2x Dosierlöffel

180962 176,30

5

Isoliermittel/Knetmassen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Blue eco scan, Detax

Scanbare Labor-Knetmasse, additionsvernetzend, hohe, weichgeschmeidige Konsistenz, klebfrei. Für die puderfreie digitale 3D-Datenerfassung des Gegenbisses. Lesbar von allen CAD/CAM/CIM Systemen, optimale Aufnahmequalität und störungsfreie Bildwiedergabe bei sehr hohem Kontrast. Für alle konventionellen Indikationen einer Laborknetmasse. Geringer Verdrängungswiderstand, präzise Detailwiedergabe, form- und volumenstabil, kantenfest, leicht zu beschneiden. Kein Ausbrechen dünner Kontaktpunkt-Bereiche. Farbe: Base lichtgrau, Katalysator weiß 1:1 Endhärte: 85 Shore A.



Packung 2 x 800 g
je 1x Base + Katalysator
2x Dosierlöffel

218906 33,40

Blue eco stone, Detax

Labor-Knetmasse, auf A-Silikonbasis, hohe Viskosität, weichgeschmeidige Ausgangskonsistenz. Hohe Zeichnungsgenauigkeit, dimensionsstabil, besonders weichgeschmeidig, hitzebeständig bis 200 °C. Extra hohe Endhärte, vielseitig einsetzbar (Herstellung von Vorwällen, Kontrollbissen, Modelle für Prothesenreparaturen, Ausblockungen, etc.), sehr ergiebig, einfach zu beschneiden. Farbe: Base dunkelblau, Katalysator weiß 1:1 ca. 96 Shore A,



Packung 2 x 800 g
je 1x Base + Katalysator
2x Dosierlöffel

218907 33,40

Packung 2 x 1400 g
je 1x Base + Katalysator
2x Dosierlöffel

193385 49,40

Packung 2 x 5 kg
je 1x Base + Katalysator
2x Dosierlöffel

198182 192,20

Optosil P plus, Kulzer

Kondensationsvernetzendes Vorabformmaterial, knetbare Konsistenz, für die Korrekturabformung.



Dose 900 ml
ab 4 Dosen

57052 24,92
22,43

Eimer 6850 ml

62664 358,00

Optosil Comfort Putty, Kulzer

Kondensationsvernetzendes Vorabformmaterial auf Silikonbasis, knetbare weiche Konsistenz, für Doppelabformtechnik, Sandwichabformung und Funktionsrandgestaltung.



Dose 900 ml
ab 4 Dosen

37728 52,75
47,48

Eimer 6850 ml

37729 358,00

6

Haftverbundsysteme	149-151	K + B Material Vita	146-147
Heisspolymerisate	123-124	Kaltpolymerisate	118-122
K + B Material 3M	135	Küvetten, Unterfütterungsgeräte	132
K + B Material Dentsply	133-134	Löffelmaterial lichthärtend	130-131
K + B Material GC	136-141	Löffelmaterial Pulver-Flüssigkeit	129
K + B Material Kulzer	142	Prothesenlacke	125-126
K + B Material IvoclarVivadent	143-144	Unterfütterung	127-128
K + B Material Shofu	145		

Kaltpolymerisate

Paladur, Kulzer

Paladur ist ein schnellhärtender, kaltpolymerisierender Prothesenkunststoff zur Wiederherstellung von Prothesen. Sichere und schnelle Polymerisation. Cadmiumfrei



Packung 100 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
82457	29,30
82447	29,30

Packung 500 g

82458	84,80
82448	84,80
210094	84,80

Packung 1000 g

62879	98,40
62877	98,40
223132	98,40
30966	98,40

Flasche

82462	29,20
82463	57,10

Palapress, Kulzer

Palapress ist ein gießbarer kaltpolymerisierender Prothesenkunststoff.

- Gießzeit ca. 2 min
- Verarbeitungszeit bis zu 7 min
- Palapress ist cadmiumfrei



Packung 100 g

82391	34,60
82381	34,60
138279	34,60

Packung 500 g

82392	101,00
82382	101,00

Packung 1000 g

62875	139,00
62873	139,00
62874	139,00
181551	139,00
144415	139,00

Packung, 12000 g

42539	1.287,00
-------	----------

Flasche

82396	29,20
82397	77,10

Palapress vario, Kulzer

Palapress vario ist ein gießbarer kaltpolymerisierender Prothesenkunststoff mit verlängerter Verarbeitungszeit. Durch eine Gießzeit von bis zu 3 min. können mehrere Sättel gleichzeitig - auch auf verschiedenen Modellen - gegossen werden. Plastische Phase bis 9 min.



Packung

100 g Pulver, rosa	82404	34,60
100 g Pulver, farblos	69233	34,60
500 g Pulver, rosa	82405	101,00
500 g Pulver, farblos	69234	101,00
1000 g Pulver, rosa	62876	139,00
1000 g Pulver, farblos	89273	139,00
1000 g Pulver, R50 geadert	79517	139,00
1000 g Pulver, rosa geadert	141424	139,00
1000 g Pulver, rosa opak	151523	139,00
12000 g Pulver, rosa	42543	1.287,00

Flasche

80 ml Flüssigkeit	82409	29,20
500 ml Flüssigkeit	82410	77,10



Pala Prothesenkunststoffe klarer Marktführer – auf den Plätzen 1, 2, 5 & 7 der meistverkauften Kaltpolymerisate*

Seit mehr als **80 Jahren** schreiben wir Erfolgsgeschichte mit Kulzer-Prothesenkunststoffen. Vielen Dank an Sie, liebe Kunden, dass Sie unsere gemeinsamen Kunststoff-Lieblinge immer wieder aufs Siegertreppchen heben!

Welchen Platz wird sich wohl unser Neuprodukt PalaXtreme sichern?

Der kaltpolymerisierende High-Impact Prothesenkunststoff eignet sich durch seine dünnfließenden Eigenschaften hervorragend für die Gieß- und Injektionstechnik von großen Prothetkarbeiten (z.B. totale Prothesen). **Robustheit und Bruchzähigkeit** qualifizieren ihn speziell für **implantatgetragene Arbeiten**. Zudem ist er mit 2,03 % Restmonomergehalt äußerst sanft.

In 2 Studien konnte PalaXtreme bereits glänzen – zu finden auf kulzer.de/palaStudiensammlung

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Kaltpolymerisate

PalaXpress, Kulzer

PalaXpress ist ein kaltpolymerisierender Universal-Prothesenwerkstoff. Für alle Indikationen in der Kunststoff-Prothetik geeignet. Totalprothesen im Injektionsverfahren, Teilprothesen, Reparaturen, Komplettierungen und Unterfütterungen.



Packung

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
100 g Pulver, rosa	34142	35,80
1000 g Pulver, rosa	56169	140,00
12000 g Pulver, rosa	42547	1.309,00
100 g Pulver, pink live	204255	35,80
1000 g Pulver, pink live	187366	140,00
100 g Pulver, farblos	35994	35,80
1000 g Pulver, farblos	34136	140,00
100 g Pulver, rosa geädert	254369	35,80
1000 g Pulver, rosa geädert	56171	140,00
100 g Pulver, rosa opak	71449	35,80
1000 g Pulver, rosa opak	164394	140,00
1000 g Pulver, R50 geädert	160075	140,00

Flasche

80 ml Flüssigkeit	34143	29,80
500 ml Flüssigkeit	56172	78,20

Packung Kanalwachs

je 32 Stangen 3 mm u. 7 mm	58000	52,20
----------------------------	-------	-------

PalaXtreme, Kulzer

PalaXtreme ist ein außergewöhnlich bruchstärker Prothesenkunststoff für viele Indikationen. Er bietet Bruchstärkung, ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, Farbstabilität, schnelle Ergebnisse und ist allergenarm. Die neue „Core-Shell“-Technologie reduziert das Bruchrisiko, besonders bei implantatgetragenen Prothesen.



Packung 1000 g

PalaXtreme rosa	277188	151,00
PalaXtreme rosa opak	277189	151,00
PalaXtreme rosa geädert	277190	151,00
PalaXtreme rosa R50 geädert	277191	151,00
PalaXtreme farblos	277192	151,00
PalaXtreme pink live	277193	151,00

Flasche 500 ml

PalaXtreme Liquid	277194	93,80
-------------------	--------	-------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

ProBase Cold, Ivoclar Vivadent technical

ProBase Cold ist ein Kaltpolymerisat, welches cadmiumfrei ist. Variable Viskosität, da frei dosierbar. Für Gieß- und Stopftechnik geeignet. Pigmentiert. Umweltfreundliches Nachfüllsystem. Auch in den Farben clear und pink-V (geadert) lieferbar.



Standardpackung, 2 x 500 g Pulver, 500 ml Flüssigkeit

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
209311	188,50
81613	188,50
81615	188,50
81614	188,50

Laborpackung, 5 x 500 g Pulver pink und 1.000 ml Flüssigkeit

81616	325,50
189797	325,50
172340	325,50
234405	325,50

Packung

1 x 500 g Pulver, pink	78706	50,55
2 x 500 g Pulver, pink	81619	97,15
5 x 500 g Pulver, pink	81622	230,50
20 x 500 g Pulver, pink	81647	792,00
1 x 500 g Pulver, clear	166978	50,55
2 x 500 g Pulver, clear	81621	97,15
5 x 500 g Pulver, clear	17925	230,50
1 x 500 g Pulver Pink-V geadert	178072	50,55
2 x 500 g Pulver Pink-V geadert	81620	97,15
5 x 500 g Pulver, Pink-V geadert	81623	230,50
20 x 500 g Pulver, Pink-V geadert	32495	792,00
1 x 500 g Pulver US-L geadert	154103	50,55
20 x 500 g Pulver, US-L geadert	218005	792,00
2 x 500 g Pulver PV-Implant	209682	95,25
1 x 500 g Pulver, Farbe S	154102	51,55
20 x 500 g Pulver, Farbe S	237677	776,50
1 x 500 g Pulver 36P-V	245486	51,55

Flasche

500 ml Flüssigkeit	81650	54,95
1000 ml Flüssigkeit	81651	94,10
4 x 1000 ml Flüssigkeit	81653	339,00

Resilit-S, Erkodent

Resilit-S ist ein kaltpolymerisierender Gießkunststoff zur Prothesenherstellung und Reparatur. Ideal für den Aufbau von Tiefziehschienen.



Packung

Pulver klar 100 g	83499	25,92
Pulver klar 500 g	83506	77,99

Flasche

Flüssigkeit 100 ml	83496	25,00
Flüssigkeit 500 ml	83500	76,67



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Kaltpolymerisate

Lucitone HIPA, Dentsply Sirona

Lucitone HIPA ist das erste hochschlagfesteste Kaltpolymerisat für verbesserte Haltbarkeit. Mit Lucitone HIPA können Voll- und Teilprothesen inklusive implantatgestützter Deckprothesen, Reparaturen, Unterfütterungen sowie weitere dentale Anwendungen hergestellt werden.

- Übertrifft die ISO Standards zur Schlagfestigkeit
- 21% Zeitersparnis gegenüber Heißpolymerisaten
- Exzellente Farbstabilität
- Exakte Modellpassung



Packung

Lucitone HIPA Pulver 1000 g
Lucitone HIPA Pulver 2000 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **138,90**
s. Tab. **245,90**

Flasche

Lucitone HIPA Flüssigkeit 500 ml
Lucitone HIPA Flüssigkeit 1000 ml

257669 **78,20**
257706 **143,50**

Farbe	Pink	Pink Intensive	Pink Opaque	Pink Natural	Original Opaque
Lucitone HIPA Pulver 500 g	257683	257670	257688	257689	257682
Lucitone HIPA Pulver 1000 g	257692	257668	257693	257694	257691
Lucitone HIPA Pulver 2000 g	257697	257698	257700	257701	257696

Lucitone HIPA Farbring 6 Farben, Dentsply Sirona

Farbring 6 Farben für Lucitone HIPA



Stück

Lucitone Farbring

257707 **31,90**

Lucitone HIPA Intensive, Dentsply Sirona

Die Lucitone HIPA Intensive Colors bieten vielfältige Möglichkeiten zur Individualisierung. Es handelt es sich dabei um intensiv pigmentierte Pulver. Diese werden mit kaltpolymerisierendem Pulver und entsprechender Flüssigkeit gemischt. Danach werden sie entweder direkt auf die Prothese aufgetragen oder in die Kuvette appliziert und mit entsprechendem Prothesenkunststoff aufgefüllt.



Kit

Lucitone Hipa Intensive, Color-Kit

257708 **128,60**

Packung 10 g

Lucitone Intensive Color, rot
Lucitone Intensive Color, gelb
Lucitone Intensive Color, weiss
Lucitone Intensive Color, braun
Lucitone Intensive Color, blau

257665 **16,50**
257710 **16,50**
257711 **16,50**
257666 **16,50**
257664 **16,50**

Perform Inkovac Gießkunststoff, Hedent

Perform Inkovac Gießkunststoff ist ein Autopolymerisat zur Prothesenherstellung im Perform- Inkovac-Polymerisationssystem und in der Modellgusstechnik. Speziell für die Gießtechnik mit besonders guten Fließigenschaften. Restmonomergehalt unter 1 %.



Packung

1000 g Pulver, rosa

88530 **102,80**

Flasche

1000 ml Flüssigkeit

88543 **74,40**

Paladon 65, Kulzer

Paladon 65 ist ein heißpolymerisierender Prothesenbasiswerkstoff zur Herstellung von totalen und partiellen Kunststoff-Prothesen.



Packung

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
100 g Pulver, rosa	82356	16,80
500 g Pulver, rosa	62870	44,40
1000 g Pulver, rosa	82357	62,00
1000 g Pulver, rosa geadert	164301	62,00
1000 g Pulver, farblos	82367	62,00
1000 g Pulver, R50 geadert	253148	62,00
12000 g Pulver, rosa	42556	594,00

Flasche

80 ml Flüssigkeit	82371	13,00
500 ml Flüssigkeit	82372	23,70

ProBase Hot, Ivoclar Vivadent technical

ProBase Hot ist ein Heisspolymerisat für die Prothesenherstellung in der Stopftechnik. Für die Totalprothetik, Teil- und Kombinationsprothetik, Unterfütterungen und implantatgetragenen Zahnersatz. Auch in pink-V und clear lieferbar.



Standardpackung, 2 x 500 g Pulver + 500 ml Flüssigkeit

clear	81532	63,25
Pink	81513	112,50
Pink-V geadert	248399	112,50
PV-Implant	211643	112,50

Laborpackung, 5 x 500 g Pulver, 1000 ml Flüssigkeit

Pink	81518	203,50
Pink-V geadert	205528	203,50
36P-V	232347	203,50

Packung

2 x 500 g Pulver, rosa	81522	63,25
5 x 500 g Pulver, rosa	81533	148,00
2 x 500 g Pulver, Pink-V geadert	81527	63,25
5 x 500 g Pulver, Pink-V geadert	81534	148,00
5 x 500 g Pulver, clear	81547	148,00
20 x 500 g Pulver, Pink	81582	525,00
10 x 500 g Pulver, Pink-V geadert	10607	255,00
20 x 500 g Pulver, Pink-V geadert	184052	525,00
2 x 500 g Pulver, PV-Implant	211645	63,25

Flasche

500 ml Flüssigkeit	81592	28,10
1000 ml Flüssigkeit	81593	54,45
2 x 1000 ml Flüssigkeit	81594	87,55
4 x 1000 ml Flüssigkeit	81595	156,00

SR Ivocap High Impact, Ivoclar Vivadent technical

SR Ivocap High-Impact ist ein heisspolymerisierendes Prothesenmaterial in vordosierten Kapseln. Für die Verarbeitung im SR Ivocap System.



Packung

10 Kapseln, pink	84270	72,60
50 Kapseln, pink	84355	277,00
50 Kapseln, pink-v	171716	277,00

Heisspolymerisate

IvoBase High Impact, Ivoclar Vivadent technical

IvoBase High Impact kombiniert die qualitativen Vorteile eines Heisspolymerisates mit den Verarbeitungsvorteilen eines Autopolymerisates. Das auf PMMA basierende Material wird im IvoBase-Injector verarbeitet.

- Sehr schlagzähes und bruchfestes Material
- Hohe Passgenauigkeit durch Schrumpfungskompensation
- Sehr geringer Restmonomergehalt mit Rest-Monomer-Reduktion (RMR) von <1%
- Hervorragender Verbund zu Kunststoffzähnen
- Hoher basaler Glanz
- Polymerisationszeit: 50 Minuten



Kit

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
pink	226755	187,50
pink-v	226758	187,50
Preference	226760	187,50
pink-v Implant	226426	187,50
Preference Implant	226443	187,50
34-V	226762	187,50

Packung

Ivobase Wachsteile 22 Stück	226764	30,25
-----------------------------	--------	-------

Lieferumfang der Kits:

- 20 vordosierte Kapseln Ivobase High Impact
- 22 Trichter
- 22 EntlüftungsfILTER
- 60 ml Separating Fluid
- 1 Spatel

IvoBase Hybrid, Ivoclar Vivadent technical

IvoBase Hybrid kombiniert die qualitativen Vorteile eines Heisspolymerisates mit den Verarbeitungsvorteilen eines Autopolymerisates. Das auf PMMA basierende Material wird im IvoBase-Injector verarbeitet.

- Hohe Passgenauigkeit durch Schrumpfungskompensation
- Sehr geringer Restmonomergehalt mit Rest-Monomer-Reduktion (RMR) von <1%
- Hervorragender Verbund zu Kunststoffzähnen
- Hoher basaler Glanz
- Polymerisationszeit: 35 Minuten



Kit

pink	226747	166,00
pink-V	226748	166,00
Preference	226749	166,00
pink-V Implant	226751	166,00
Preference Implant	226752	166,00
clear	226753	166,00

Packung

Ivobase Wachsteile	226764	30,25
--------------------	--------	-------

Lieferumfang der Kits:

- 20 vordosierte Kapseln Ivobase Hybrid
- 22 Trichter
- 22 EntlüftungsfILTER
- 60 ml Separating Fluid
- 1 Spatel

6

Kunststofftechnik



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

PROtect finish, ORBIS Dental

Protect finish verleiht prothetischen Arbeiten und kieferorthopädischen Apparaten einen feinen Hochglanz. Protect finish regt den Speichelfluss des Patienten bei der Eingliederung von Prothesen an und sorgt so für gute Haftung und ein sofortiges angenehmes Tragegefühl.

- Protect finish wirkt zusätzlich bakterizid innerhalb 1 Min. (gem. EN 1040)
- Geschmacksrichtung: Minze



Spraydose 75 ml

19166 10,85

TOP

Dry Coat, DMG

Dry Coat ist ein lichthärtender Einkomponentenlack zur Oberflächenversiegelung und Veredelung von Total- und Teilprothesen, prov. Kronen und Brücken, individuellen Löffeln und KFO-Platten. Hohe Resistenz gegenüber Prothesenreinigern und Lösungsmitteln.



Flasche 30 ml

27296 33,45

Lustrol, Detax

Lustrol ist ein Silikon-Glanzlack zum Versiegeln und Glätten von weichbleibenden Mollosil- und Molloplast-B-Unterfütterungen auf Silikonbasis. Geschmacks- und geruchsneutral.

- Mischungsverhältnis 1:1



Packung
6 ml Glanzlack, 6 ml Katalysator

188103 23,90

NanoVarnish, Dreve

NanoVarnish ist ein lichthärtender Einkomponenten-Prothesen-Lack auf der Basis speziell strukturierter Nanopartikel für deutlich weniger Keimanhaftungen. Aushärtung in allen gängigen dentalen Lichtpolymerisationsgeräten mit einem Spektralbereich von 350-500 nm.



Packung
Nano-Varnish Lack 20 ml, 10 Micro-Brush Pinsel

189745 59,59



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

6
Kunststofftechnik

Prothesenlacke

Palaseal, Kulzer

Palaseal ist ein lichthärtender Einkomponentenlack zur Oberflächenversiegelung. Haftet auf allen Prothesenkunststoffen, provisorischen Kronen und Brücken.

- Hohe Oberflächenhärte und Abrasionsfestigkeit
- Lösungsmittelresistenz gegenüber Prothesenreinigern
- Gute Haftung am Prothesenmaterial und glatte Oberfläche
- Geringe Plaqueablagerung
- Kein Polieren notwendig



Kombipackung
2 x 15 ml Palaseal
1 x 45 ml Palaclean

Packung
2 x 15 ml Palaseal

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

69396 **66,50**

75801 **57,20**

Plaquit, Dreve

Plaquit ist ein lichthärtender 1-Komponenten-Lack zur Beschichtung von u. a. mit Kunststoff aufgebauten Schienen Provisorien und Kunststoffanteile bei Total- und Teilprothesen.. Polymerisationszeit 3-5 Minuten. Für Lichtpolymerisationsgeräte mit einem Spektralbereich von 300-400 nm.



Flasche mit Pinseleinsatz

20 ml

54504 **43,72**

50 ml

53512 **83,06**

Optiglaze color, GC

Optiglaze color ist eine lichthärtende Oberflächenversiegelung (Charakterisierung) für indirekte Composite- und Acrylrestaurationen. Bei GC OPTIGLAZE Color handelt es sich um gebrauchsfertige, lichthärtende, nanogefüllte Versiegelungsmaterialien.

- Sorgt für mehr natürlichen Glanz
- Dünne Schichtstärke 25-50 µm
- Langanhaltender Glanz
- Hohe Verfärbungssicherheit
- Hohe Abrasionsstabilität
- Exzellente Haftung



Flasche 2,6 ml

A plus	241303	55,32
B plus	241304	55,32
C plus	241305	55,32
white	247232	55,32
ivory white	246417	55,32
yellow	244325	55,32
orange	243336	55,32
pink orange	246904	55,32
red brown	243218	55,32
olive	241683	55,32
grey	242943	55,32
blue	241497	55,32
lavender	241307	55,32
pink	248086	55,32
red	250154	55,32

Flasche 5 ml

clear	241499	55,32
clear HV	241306	55,32

Dinabase 7

Dinabase 7 ist ein selbsthaftendes Unterfütterungsmaterial. Es ist ein vollkommen anallergisches und atoxisches Einkomponenten-Thermoplastmaterial, welches kein Anmischen und auch keine Polymerisation erfordert.



Tube 20 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
260758	9,57

GC Reline, GC

GC Reline ist ein hartes, direktes Unterfütterungsmaterial. Methylmethacrylatfreier Kunststoff für die dauerhafte Langzeitunterfütterung von Voll- und Teilprothesen in der direkten, schnellen Chairside-Methode.



Packung
80 g Pulver, 50 ml Flüssigkeit, 15 ml Bonding Agent, Zubehör

49824 **147,90**

Einzelflasche

80 g Pulver rosa universal

45725 **54,20**

50 ml Flüssigkeit

45742 **28,78**

15 ml Bonding Agent

45743 **28,35**

Molloplast B, Detax

Molloplast B ist ein dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial zur Verarbeitung im Dentallabor. Einkomponenten-Silikon, Heißpolymerisat, mikrowellengeeignet mit breitem Indikationsspektrum. Optimale Haftung auf neuer und vorhandener Prothesenbasis. Optimierte Konsistenz durch neuartige Vakuumabfülltechnologie mit Plaque-Inhibitor, resistent gegen Einflüsse des Mundmilieus.



Combi-Packung
45 g Dose,
15 ml PRIMO Haftvermittler

74770 **85,60**

Standardpackung 45 g

74768 **71,80**

Großpackung 170 g

74769 **216,30**

Flasche 15 ml
Primo Haftvermittler

74778 **18,20**

Molloplast-Vorpolierer, Detax

Molloplast_Vorpolierer ist zum Glätten und Egalisieren von Unebenheiten bei Molloplast-B- und Mollosil / mollosil plus Unterfütterungen und zur anschließenden Feinarbeitung



Set
10 Stück und 1 Mandrell

70768 **21,00**

Mollosil, Detax

Mollosil Permanente Prothesenunterfütterung auf A-Silikonbasis, chairside, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend. Sichere Haftung am Prothesenacrylat. Zum manuellen Anmischen, Dosierung 1:1. Für Immediatprothesen. Biokompatibel, geruchs- und geschmacksneutral. Kann auch im indirekten Verfahren verarbeitet werden.



Standardpackung
50 ml Tube Base, 50 ml Tube Katalysator, 5 ml Adhäsiv, 2 x 6 ml Lustrol Glanzlack, 2 Pipetten

21700 **99,60**

Flasche 5 ml
Adhäsiv

74775 **9,20**

Packung
2 x 6 ml Lustrol Glanzlack

188103 **23,90**

Mollosil plus, Detax

Mollosil plus ist eine definitive Direkt-Unterfütterung auf A-Silikonbasis, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend, biokompatibel. Wird direkt aus der Kartusche auf die Prothesenbasis appliziert. Haftet absolut sicher auf allen Prothesenacrylaten. Kann auch im indirekten Verfahren verarbeitet werden.

Primer mit Farbindikator zur visuellen Applikationskontrolle. Patientenbroschüre und Schleifset inklusive.

Medizinprodukt der Kl. II a,



Standardpackung Automix2
50 ml Kartusche, 7 Mischkanülen, rosa, Primer, Politur, Schleifset, Good morning Spray, Patientenbroschüren

27171 **178,20**

Standardpackung Automix1
50 ml Kartusche, 7 Mischkanülen 6 mm, Primer, Politur, Schleifset

53165 **167,30**

Einzelpackung

50 ml Kartusche Automix2

27172 **116,90**

50 ml Kartusche Automix1

69510 **116,90**

5 ml Primer

69521 **19,90**

10 ml Remover

189268 **26,00**

2 x 7 ml Politur

69524 **25,20**

10 Schleifkappen, spitz

70824 **14,00**

1 Schleifkappenträger, spitz

70825 **11,40**

Mucopren Soft, Kettenbach

Mucopren Soft ist eine weichbleibende Prothesenunterfütterungen ohne Kompromisse. Langzeithaftung an der Prothese, Abstoßen von Bakterien durch die glatte und hydrophobe Silikonoberfläche.



Basis-Set
50 ml Kartusche, 50 ml Versiegelungssilikon, 10 ml Adhäsiv, 7 Mischkanülen grün, 20 Mischkanülen hellblau, Zubehör

Artikel-Nr. **65326** Preis pro Einheit **149,00**

Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen grün

254554 **129,00**

Packung Versiegelungssilikon
50 ml Kartusche, 10 Mischkanülen hellblau

65671 **69,00**

Zubehör

Mischkanülen grün, 50 Stück

65637 **43,40**

Mischkanülen grün, 100 Stück

26089 **81,90**

Mischkanülen hellblau, 60 Stück

65607 **51,90**

Adhäsiv, Flasche 10 ml

25347 **26,00**

Silagum-Comfort, DMG

Silagum-Comfort ist ein dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf der Basis von A-Silikon.

Anwendungsgebiete:

- Unterfütterung für totale, partielle und implantatgetragene Prothesen

Vorteile:

- Sehr guter Haftverbund zur Prothese
- Neutraler Geruch und Geschmack
- Sehr anwenderfreundliches Handling
- Hohe Ästhetik durch transparent pinke Farbe
- Hohe Reißfestigkeit



Packung
25 ml Kartusche, 5 Automix-Tips

27304 **30,85**

Packung
50 ml Kartusche, 12 Automix-Tips

32313 **50,10**

Zubehör

Automix-Tips gelb, 50 Stück

29686 **35,65**

Primer, Flasche 5 ml

27306 **27,45**

Lack, 2 x 10 ml Flaschen

27305 **36,90**

Silicone Trimming Set

25 Schleifer, 1 Halter

150529 **14,90**

Ufi Gel hard C, Voco

Ufi Gel hard C ist ein direkt hartes Unterfütterungsmaterial in Kartuschen für die zeitsparende und blasenfreie Applikation.

- Methacrylatfrei
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Farbstabil



Set
80 g Kartusche, 10 ml Adhäsiv, Mischkanülen Typ 8

24897 **138,20**

Nachfüllpackung
80 g Kartusche, Mischkanülen Typ 8

24898 **118,30**

Zubehör

Adhäsiv, Flasche 10 ml

24899 **25,60**

Ufi Gel P, Voco

Ufi Gel P ist ein dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf A-Silikonbasis in Tuben.

Geeignet für totale oder partiellen Prothesen.

- gute Haftung
- Geruchs- und Geschmacksneutral



Set
je 50 ml Basis und Katalysator, je 10 ml Glazing Basis/Katalysator, 10 ml Adhäsiv, Zubehör

88906 **136,30**

Nachfüllpackung
je 50 ml Basis und Katalysator

88907 **98,90**

Flasche
Adhäsiv 10 ml

88908 **23,20**

Ufi Gel SC, Voco

Ufi Gel SC ist ein dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf A-Silikonbasis in Kartuschen.

- Komplette Unterfütterung chairside in einer Sitzung
- Biokompatibel (ohne Methacrylate)
- Farbstabil und ästhetisch, mit Farbanpassungseffekt
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Für alle PMMA-basierten Prothesen



Set
50 ml Kartusche, 10 ml Adhäsiv, je 10 ml Glazing Basis/Katalysator, Mischkanülen Typ 8

25464 **173,00**

Nachfüllpackung
50 ml Kartusche, Mischkanülen Typ 8

25465 **90,00**

Zubehör

Adhäsiv, Flasche 10 ml

73062 **34,60**

Glazing, Packung je 10 ml Basis/Katalysator

73064 **34,60**

Löffelmaterial Pulver-Flüssigkeit

Ostron 100, GC

Ostron 100 ist ein selbsthärtender Kunststoff für individuelle Abformlöffel, Basis- und Registrierplatten.
Farbe: blau transparent und transparent.
Leicht formbar, klebt nicht.



Packung 1000 g

1000 g Pulver, blau-transparent
1000 g Pulver, transparent

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

69899 **114,39**
167220 **114,39**

Flasche

250 ml Flüssigkeit

81802 **35,98**

SR Ivolen, Ivoclar Vivadent technical

SR-Ivolen ist ein formstabiles, nicht klebendes und vielseitig anwendbares Löffelmaterial. Es lässt sich bei allen Abformmaterialien mit Adhäsivanwendung einsetzen. Leicht adaptier- und ergänzbar, passgenau. Farbe beige.



Komplettpackung

1000 g Pulver, 500 ml Flüssigkeit,
2 Dosierbecher, 1 Messlöffel

67001 **98,50**

Packung Pulver, beige

1000 g
5000 g
10000 g

67003 **67,70**
67006 **270,50**
67008 **458,00**

Flasche

500 ml Flüssigkeit
2500 ml Flüssigkeit

67004 **29,35**
67007 **101,50**

Löffelmaterial lighthärtend

ORBI PROtray LC, ORBIS Dental

ORBI PROtray LC ist ein leicht zu modellierendes, lighthärtendes Löffelmaterial mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften. Das Material lässt sich in allen Lichtöfen (Halogen, UV) aushärten. Reduzierte Inhibitionsschicht, die sich mit einem alkoholbefeuchteten Tuch leicht abwischen lässt. Die Platten sind 2,3 mm stark. Die Löffelplatten sind geeignet für individuelle Abformlöffel für voll- und teilbezahnte Kiefer, Funktionslöffel für unbezahnte Kiefer, Kunststoffbasen für Zahnaufstellungen, Basen für Bisschablonen und Bissregistrare, Implantatabformungen.



Packung 50 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
OK, blau	35231 48,95
OK, rosa	35232 48,95

TOP

Individuo Lux, Voco

Individuo Lux ist ein lighthärtendes vorgeformtes Löffelmaterial zur Herstellung individueller Abformlöffel. Kein Kleben, keine Geruchsbelästigung, angenehme Handhabung.



Packung 50 Stück

Schablonen OK, blau/transparent	63695 63,90
Schablonen UK, blau/transparent	63696 63,90

Packung 50 Stück

Schablonen OK, blau/opak	66799 63,90
Schablonen UK, blau/opak	66800 63,90

Lightplast Basisplatten, Dreve

Lightplast Basisplatten sind vorgefertigte, lichtpolymerisierende OK-Kunststoff-Basisplatten. Polymerisation in allen handelsüblichen Laborlichtgeräten mit einem Spektralbereich von 300-500 nm. Polymerisationszeit 3-5 Minuten.

Zur Anfertigung von

- Individuellen Abformlöffeln
- Bisschablonen
- Kunststoffbasen für die Zahnaufstellung in der Totalprothetik
- Individuellen Frontzahn-Führungstellern
- Übertragungskäppchen
- Zentrik-Bissplatten



Packung 50 Stück

OK rosa	67329 63,37
OK natur	67326 63,37

Lightplast Lack, Dreve

Lightplast Lack ist ein lichtpolymerisierender 1-Komponenten-Lack zur Oberflächenbeschichtung lighthärtender Löffelplatten. Lightplast Lack schafft eine sehr glatte und porenfreie Oberfläche. Polymerisiert in jedem Laborlichtgerät mit einem Spektralbereich von 300-500 nm. Polymerisationszeit 3-5 Minuten.



Flasche 50 ml

67333	20,04
-------	-------

Löffelmaterial lichthärtend

Palatray XL, Kulzer

Palatray XL ist ein lichthärtendes Plattenmaterial in extra großen, anatomisch vorgeformten Platten. Zur Herstellung von Funktions- und individuellen Löffeln, Bissregistraten, Basisplatten und Stützstiftregistraten.



Packung 50 Stück

OK Platten, rosa

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

70548 86,10

Profibase, Voco

Profibase sind lichthärtende, rosa-transparente Basisplatten zur Wachsaufstellung totaler und partieller Prothesen. Vorteile: Zahnfleischähnliche Farbgebung, einfache und zeitsparende Formung mit der Hand. Dauerhafte Stabilität und Druckfestigkeit. Nicht klebrige Konsistenz. Angenehmes Pfefferminzaroma.



Packung je 25 Stück

Schablonen OK / UK rosa

85132 65,90

Packung 50 Stück

Schablonen OK rosa


85141 65,90

Schablonen UK rosa

85142 65,90

Speikodent Basisplatten, Löffelplatten, Speiko

Speikodent Basisplatten, Löffelplatten sind glasklare, hitzeverformbare Basisplatten zur Anfertigung eines individuellen Funktions-Abformlöffels auf dem Situationsmodell mittels eines Bunsenbrenners.



Packung 50 Stück

OK Platten, glasklar 2 mm

50152 60,25

Packung 100 Stück

OK Platten, glasklar 1 mm

50154 61,80

UK Platten, glasklar 1 mm

50153 61,80



Alle Materialien zu CAD/CAM Systemen finden Sie in unserem Labor-Katalog im Kapitel 7

6

Kunststofftechnik

Küvetten, Unterfütterungsgeräte

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Küvette, ORBIS Dental

Handliche, stabile vierteilige Küvette, aus Messing, Standardgröße. Außenseiten poliert, innen matt belassen. Leichte Gängigkeit.

- Größe innen 72 x 84 x 50 mm



Stück

140754 65,95

TOP

Küvettenbügel Nirosta, ORBIS Dental

Küvettenbügel Nirosta, komplett mit Haltebügel und Schraubenschlüssel für das Einspannen der Küvetten in eine Presse. Diese Bügelform garantiert während des ganzen Polymerisationsvorgangs einen konstanten Druck auf die Küvette. Mit dem praktischen Haltebügel kann nach der Polymerisation der Küvettenbügel gefahrlos aus dem kochenden Wasser genommen werden.



Stück

für 1 Küvette 148150 65,95
für 1-2 Küvetten 148151 69,95
für 1-3 Küvetten 148152 79,95

- Säulenabstand 107 mm

TOP

Unterfütterungsgerät 3S, ORBIS Dental

Das Unterfütterungsgerät 3S ist ein einfaches, präzises Unterfütterungsgerät mit Schnellspannschrauben. Das Gerät ist aus nicht rostendem Metall, die Säulen sind aus Messing. Die Schnellspannschrauben ermöglichen ein gleichmäßiges Schließen des Gerätes. Bisserrhöhungen werden somit fast vollkommen ausgeschlossen.



Stück

187208 52,95
• Abmessungen:
Ø 110 mm
Höhe 100 mm

Stück


153623 5,65

Schnellspannschraube MS,

TOP

Unterfütterungsgerät Sindos, Erkodent

Mit dem Unterfütterungsgerät Sindos kann man immer die exakt gleiche Ausgangs- und Endstellung mit nur einer Säule. Aus Messing und eloxiertem, hochfestem Aluminium.



Stück

73638 107,87

Unterfütterungsgerät nach Böcker, Speiko

Das Unterfütterungsgerät nach Böcker ist ein sehr stabiles Gerät zur Unterfütterung totaler Prothesen mit hoher Passgenauigkeit. Verschleißteile als Ersatz lieferbar. Die Handhabung des Gerätes ist sehr zeitsparend.



Stück

79486 99,95

6

Kunststofftechnik

Genios Veneers Bonding System, Dentsply Sirona

Sämtliche Produkte des Genios Veneers Bonding Systems sind perfekt auf die Genios Veneers abgestimmt und verfügen über beeindruckende Ästhetik, einfache Handhabung, stabile Verbundfestigkeit und langfristige Farbstabilität.



Flasche 10 ml

Pink Opaque
Opaque A1 - D3

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

270398 37,10
s. Tab. 37,10

Packung

Dentine, Enamel, Neck A1 - D3 20 g
Dentine, Enamel A1 - D3 100 g

s. Tab. 38,80
s. Tab. 143,50

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	C2	D3
Opaque	270385	270386	270387	270388	270389	270390	270391	270392	270393
Dentine 20 g	270339	270340	270341	270342	270343	270344	270345	270346	270347
Dentine 100 g	270348	270349	270351	270352	270353	270354	270355	270356	270357
Enamel 20 g	270358	270359	270360	270361	270362	270363	270364	270365	270366
Enamel 100 g	270367	270368	270369	270370	270371	270372	270373	270374	270375
Neck 20 g	270376	270377	270378	270379	270380	270381	270382	270383	270384

Genios Veneers Bonder, Dentsply Sirona

Der Genios Veneers Bonder ist ein selbstprimender Haftvermittler für Metalloberflächen. Genios Veneers Bonder kann für Kobalt-Chrom- und Titansekundärstrukturen eingesetzt werden.



Flasche 4,5 ml

Genios Veneers Bonder

270399 71,00

Genios Veneers Promoter, Dentsply Sirona

Genios Veneers Promoter geeignet bei jeglicher Polymerisation der Dentin-, Schneide- oder Halspulvermassen ist Promotor zuzufügen, im Verhältnis 1:10 (Promotor : Kunststoffpulver) an Gewichtsanteilen.



Packung

Promoter 15 g
Promoter 50 g

270394 67,70
270395 173,50

Genios Veneers Liquid, Dentsply Sirona

Genios Veneers Liquid ist schnell, standfest, hat kurze Aushärtungszeit, nur in Verbindung mit Promotor anwendbar. Polymerisation: mindestens 15 Minuten im Drucktopf bei 1,4 / 4 bar, 40 / 50 °C. Die Kunststoffflüssigkeit ist nur für die Kaltpolymerisation ausgelegt. Die Verarbeitungszeit der angeteigten Mischung Pulver & Flüssigkeit beträgt bei einer Raumtemperatur von 20 °C bis zu 4 Minuten. Diese Methode ist nicht für die Langzeitanwendung vorgesehen.



Flasche

Liquid 25 ml
Liquid 80 ml

270396 60,30
270397 134,30

K+B Material Dentsply

OVS II Opaker, Dentsply Sirona
OVS II Opaker ist eine gebrauchsfertige Flüssigkeit und deckt in einer sehr dünnen Schicht perfekt ab.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Flasche, 10 ml		
Opaker O1 weiß	37325	37,90
Opaker O2 transparent grau	37326	37,90
Opaker O3 blau grau	37327	37,90
Opaker O4 rosa	37328	37,90
OVS II Opaker OD10 - OH41	s. Tab.	37,90

Flasche		
OVS II, Verdünner, 10 ml	37329	25,30
OVS II, Verdünner, 100 ml	37330	168,20

Farbe	10	13	15	16	17	20	21	22	23	25	26	27	30	31	32	39	40	41
OD	37298	37299	37300	37301	37302	37303	37304	37305	37306	37307	37308	37309	37310	37311	37312	37313	37314	37315
OH	37316	37317	37317	37318	37317	37317	37319	37317	37920	37921	37921	37921	37921	37922	37920	37923	37	37923

Biodent K+B Plus, Dentsply Sirona
Biodent K+B Plus ist ein Kunststoff zum Verblenden von Kronen und Brücken

- Hart, aber nicht spröde
- Sichere Adhäsion für zusätzliche Schichten
- Abrieb- und lösungsmittelfest
- Leicht einzuschleifen und zu polieren



Packung 20 g		
Dentin-, Schmelz-, Halsmassen Biodent 10 - 41	s. Tab.	38,80
Zahnfleischmasse, Farbe HZ	187728	38,80

Packung 100 g		
Dentin-, Schmelz-, Halsmassen Biodent 10 - 41	s. Tab.	143,50

Farbe	10	13	15	16	17	20	21	22	23	25	26	27	30	31	32	39	40	41
Dentinmasse 20g	88494	80300	80301	80302	80303	80304	80305	80306	80307	80309	80310	80311	88496	80312	80313	80314	80315	80316
Dentinmasse 100g	88495	80319	80320	80321	80322	80323	80324	80325	80326	80328	80329	80330	88497	80331	80332	80333	80334	80335
Halsmasse 20g	88498	80361	80362	80363	80364	80365	80366	80367	80368	80370	80371	80372	88500	80373	80374	80375	80376	80377
Schmelzmasse 20g	88502	80490	80491	80492	64587	80493	80490	80494	80491	80494	80496	80497	73608	80498	80499	80500	64587	80501
Schmelzmasse 100g	88503	80504	80505	80506	65647	80507	80504	80508	80505	80508	80510	80511	73611	80512	80513	80514	65647	80515

Biodent K+B Plus Flüssigkeiten / Zubehör, Dentsply Sirona
Flüssigkeiten und Zubehör für die Verarbeitung mit Biodent K+B Plus Massen.

- Flüssigkeit K für die Kaltpolymerisation
- Promoter K für die Kaltpolymerisation
- Flüssigkeit N für die Kuvettentechnik
- Flüssigkeit S für die Freischichttechnik



Flasche		
Flüssigkeit K, 25 ml	80424	60,30
Flüssigkeit K, 80 ml	80425	134,30
Flüssigkeit N, 30 ml	80439	37,20
Flüssigkeit N, 100 ml	80440	84,30
Flüssigkeit S, 30 ml	80291	50,10
Flüssigkeit S, 100 ml	80484	111,00
Schutzlack, 30 ml	80517	29,80

Packung		
Promotor K, 15 g	80969	67,70
Promotor K, 50 g	80970	173,50

Stück		
Mischplatte 1 Stück	80438	50,10
Messlöffel 1 Stück	80435	3,20

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Sinfony Massen, 3M

Sinfony Massen für die Verblendtechnik

- Sinfony Opaque Pulver
- Dentinmassen
- Schneidmassen



Packung 5 g
Opaque Pulver

s. Tab. **35,61**

Dispenser 5 g
Dentin-, Schneidmassen

s. Tab. **48,07**

- **Die passenden Haftverbundsysteme finden Sie in der Rubrik 'Haftverbundsysteme'!**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque Pulver	48412	48417	48485	48486	48492	48493	48530	48531	48539	48540	48587	48599	48609	48614	48619	48620
Dentinmassen	48316	48317	48318	48319	48320	48321	48322	48323	48324	48325	48326	48327	48328	48329	48330	48331
Schneidmassen Farben	E2	E2	E3	E3	E4	E1	E1	E3	E3	E4	E3	E3	E4	E4	E3	E3
Schneidmassen	48333	48333	48334	48334	48335	48332	48332	48334	48334	48335	48334	48334	48335	48335	48334	48334

Sinfony Intensiv-Opaquer, 3M

Sinfony Intensiv-Opaquer ist ein Pulver zur Individualisierung.



Packung 5 g

IO1 rosa	48958	35,66
IO2 orange	48996	35,66
IO3 braun	49021	52,71
IO4 violett	49031	35,66
IO5 ocker	49114	35,66

Sinfony Opaque Dentinmassen, 3M

Opaque Dentin Massen für das Sinfony-System.



Dispenser 5 g

DO1 gelbbraun	48889	49,02
DO2 braun	48913	49,02
DO3 rotbraun	48943	49,02
DO4 hellgrün	48944	49,02
DO5 grüngrau	48945	49,02

Sinfony Magic Intensiv Farben, 3M

Die Sinfony Magic-Intensivfarben erlauben es dem Zahntechniker, Schmelzrisse und -keile, Kalkflecken, Füllungsimitationen, Abrasionsflächen und die verschiedensten Besonderheiten im Hals-, Fissuren- oder Schneidbereich nachzuahmen.



Dispenser, 5 g

I1, ozeanblau	48845	73,35
I2, atlantis	48875	73,35
I3, kastanie	48876	73,35
I4, havanna	48878	73,35
I5, orange	48879	73,35
I6, khaki	48880	73,35
I7, vanille	48882	73,35
I8, honiggelb	48883	73,35
I9, gingiva	48884	73,35
I10, rot	21869	73,35
I11, terracotta	21870	73,35

Sinfony Enamel-Effekt Massen, 3M

Mit diesen Massen können die lichtoptischen Eigenschaften ästhetischer Restaurationen in faszinierender einfacher Schichttechnik dem natürlichen Vorbild angeglichen werden.



Dispenser 5 g

Enamel-Effekt Masse E5 polar	48341	66,91
Enamel-Effekt Masse E6 sun	48342	66,91

Sinfony Transpa-Opal Massen, 3M

Mit diesen Massen können die lichtoptischen Eigenschaften ästhetischer Sinfony Restaurationen in faszinierender einfacher Schichttechnik dem natürlichen Vorbild angeglichen werden.



Dispenser 5 g

T1 neutral	48358	48,07
T2 gelb	48359	48,07
T3 blau	48360	48,07
T4 grau	48411	48,07

Sinfony Flüssigkeiten, 3M

Flüssigkeiten zur Verwendung im Sinfony System.



Flasche 5 ml
Activator-Flüssigkeit

48638 **32,92**

Flasche 8 ml
Opaquer-Flüssigkeit

48629 **25,55**

Flasche 10 ml
Modellisolierung

84907 **16,52**

6
Kunststofftechnik

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gradia, GC

GRADIA repräsentiert das erprobte Konzept eines hochstabilen Mikrohybrid-Kompositsystems mit unübertroffener Haltbarkeit, natürlicher Opaleszenz und vollendeter, lebensechter Ästhetik.

- Ausgezeichnete mechanische und physikalische Eigenschaften eines hybriden mikrogefüllten Kompositsystems
- Unkomplizierte, keramikähnliche Aufbautechnik
- Einfach zu polieren und zu reinigen
- Biokompatibel und nicht aggressiv gegenüber Gegenkiefergebissen
- Natürliches Aussehen mit lebensnahen Zahnfarben
- Unbegrenzte Möglichkeit zur Reproduktion gingivalen Gewebes
- Direkte Reparatur in der Mundhöhle



Spritze 2,9 ml

Dentin, Opaques Dentin, Enamel Opaque

s. Tab. **57,25**
s. Tab. **43,58**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque	26828	26829	26830	26831	26832	26833	26834	26835	26836	26837	26838	26839	26840	26841	26842	26843
Opaque Dentin	26844	26845	26846	26847	26848	26849	26850	26851	26852	26853	26854	26855	26856	26857	26858	26859
Dentin	26872	26873	26874	26875	26876	26877	26878	26879	26880	26881	26882	26883	26884	26885	26886	26887
Enamel Farbe	E2	E2	E3	E3	E4	E1	E2	E3	E3	E2	E3	E3	E4	E2	E3	E3
Enamel	26889	26889	26890	26890	26891	26888	26889	26890	26890	26889	26890	26890	26891	26889	26890	26890

Gradia Foundation Opaque, GC

Gradia Foundation ist ein pastenartiger Opaquer mit ausgezeichneten Lichthärteeigenschaften. Fließt problemlos in kleine Bereiche. Polymerisiert sogar in unterschrittenen Bereichen von Gerüsten und hat eine helle schwachgelbe Farbe, eine ideale Grundlage für zusätzliche Opaquer-Aufbringung.



Spritze 2,4 ml Foundation Opaque

26826 **43,58**

Gradia Margin Opaque, GC

Gradia Margin Opaque wird nach dem FOUNDATION OPAQUE in einer Breite von 1 mm längs der Schneidekante aufgetragen. Überdeckt effektiv das ungewollte Durchscheinen der Legierung am Rand. Kann auch bei okklusalen und lingualen Oberflächen von Jacket-Kronen bei Molaren verwendet werden. Ist leicht aufzutragen und flüssig ohne zu laufen. Kann in Kombination mit OPAQUE verwendet werden um die Standardfarbe zu modifizieren.



Spritze 2,4 ml Margin Opaque MO

26827 **41,10**

Gradia Opaque Dentin Intensiv, GC

Gradia Opaque Dentin Intensiv wird verwendet, um die natürliche Farbe in den cervikalen und Wurzelbereichen zu unterstreichen.



Spritze 2,9 ml

ODI 1 26860 **53,95**
ODI 2 26861 **53,95**
ODI 3 26862 **53,95**
ODI 4 26863 **53,95**
ODI 5 26864 **53,95**
ODI 6 26865 **53,95**

Gradia Enamel Intensive, GC

Gradia Enamel Intensive ist hochtranslucent. Bei Mehrschichtaufbringung kann tiefe Farbe und Tiefe durch die Verwendung in der gleichen Art wie konventionelles Enamel erzielt werden. Insbesondere kann es für die okklusalen Oberflächen von Seitenzähnen verwendet werden.



Spritze 2,9 ml

EI1 26895 **57,25**
EI3 26896 **57,25**
EI5 149185 **57,25**

Gradia Halo Enamel / Pearl Enamel, GC

Gradia Halo Enamel

• Aufgebracht auf der Schneidekante umrahmt und konturiert es den Zahn, sowohl auf den approximalen Oberflächen als auch auf der Okklusalfäche des Seitenzahns. Erhältlich in einer leicht aufzutragenden, zart gelb gefärbten Paste.



Spritze 2,9 ml

Halo Enamel HE1
Pearl Enamel PE1
Pearl Enamel PE3

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

26892 57,25
26893 57,25
26894 57,25

Gradia Pearl Enamel

• Weiße Pasten um an den Zahnspitzen Entkalkungspunkte und andere weiße Verfärbungen, die bei natürlichen Zähnen vorkommen, zu erzeugen

Gradia Cervical Translucent, GC

Gradia Cervical ist hochtranslucent mit schwacher Bernsteinfarbe. Kann im cervicalen oder incisalen Bereich aufgetragen werden, um tiefere Transluzenz zu erzielen. Wird auch als Dentin für Inlays und Seitenzahnkronen verwendet, da es den Kunststoff unter Aufrechterhaltung der Zahnfarbe mit einem ästhetischen Finish versieht



Spritze 2,9 ml

CT2
CT3
CT4

26901 57,25
26902 57,25
26903 57,25

Gradia Translucent, GC

Gradia hat fünf verschiedene Abstufungen der Transluzenz um sie den Feinheiten bei natürlichen Zähnen anzupassen.



Spritze 2,9 ml

TO
T1
T2
T4
T5

26897 57,25
26898 57,25
26899 57,25
26900 57,25
149186 57,25

Gradia Mamelon Stains, GC

Gradia Mamelon Stains zur Erzeugung von Mamelons und anderen, bei natürlichen Zähnen auftretenden, Effekten.



Spritze 2,4 ml

MS2
MS3
MS5

26919 42,30
26920 42,30
26921 42,30

Gradia Intensive Color, GC

Gradia Intensive Color wird häufig bei Keramik verwendeten Farben und einmal farblos (IC0), welches auch verwendet werden kann um die Farbintensität der 14 Farben zu dämpfen. Die Intensiv Farben können nach dem Auftragen von OPAQUE, DENTIN und ENAMEL verwendet werden.



Spritze 2,4 ml

IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6
IC7
IC8
IC10
IC11
IC12
IC13
IC14

26905 42,30
26906 42,30
26907 42,30
26908 42,30
26909 42,30
26910 42,30
26911 42,30
26912 42,30
26914 42,30
26915 42,30
26916 42,30
26917 42,30
26918 42,30

Gradia Flüssigkeiten, GC

GRADIA DIAPOLISHER

Speziell für das GC GRADIA System entwickelt, wird diese feine, diamanthaltige Polierpaste auf Filzrädern verwendet um Restaurationen mit einem glänzenden Finish zu versehen.

COMPOSITE PRIMER

Ein lichthärtendes Aktivierungsmittel zum Auftragen von zusätzlichen Kunststoffschichten und für Reparaturarbeiten. GC COMPOSITE PRIMER kann auch beim Modellieren auf den Spatel aufgebracht werden.

GC METALPRIMER Z

Ein-Schritt-Harz-zu-Metall-Haftvermittler. Ein schnelles und einfaches Verfahren ohne zusätzliche Ausrüstung. Keine Wärmebehandlung erforderlich. Erzeugt eine dauerhafte Verbindung auch in nasser Umgebung. Kann direkt im Mund angewendet werden.



Flasche

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
254081	32,68
254077	47,50
26930	27,30
252103	182,15

Dose 8 g

26924	93,03
-------	-------

Gradia Gum Opaque, GC

Gum Opaque:

Fließfähiges Komposit in drei Farbtönen. Aussergewöhnliche Deckkraft und leicht verarbeitbar.

Gum Opaque Modifier:

Fließfähiges Komposit in einem Farbton. Zum Anpassen und Individualisieren von Gum Opaque.



Spritze 2,4 ml

15546	46,65
15545	46,65
170664	46,65
147732	46,65

Gradia Gum Body, GC

Gradia Gum Body ist ein pastöses Komposit in drei Farbtönen. Diese Farben wurden auf Basis einer umfangreichen Analyse natürlicher, multikultureller Gingivafarbtöne ausgewählt. Kann einzeln, gemischt oder in Kombination mit anderen Farbtönen (GRADIA gum shades) verwendet werden.



Spritze 2,9 ml

147733	56,52
15541	56,52
15540	56,52
15539	56,52
15537	56,52

Gradia Gum Modifier, GC

Gradia Gum Modifier ist ein gelförmiges Komposit in sieben Farbtönen. Gum Modifier läßt sich aufgrund seiner geringen Viskosität sehr gut bei geringen Platzverhältnissen und für dünne Schichtstärken verwenden. Wird verwendet, um GRADIA gum shades zu individualisieren.



Spritze 2,4 ml

147734	50,50
147735	50,50
147736	50,50
147737	50,50
147738	50,50
147739	50,50
147741	50,50

Gradia Gum Translucent, GC

Gradia Gum Translucent ist ein gelartiges, transluzentes Komposit.



Spritze 2,4 ml

155407	63,70
--------	-------

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gradia Gum Fiber, GC

Gradia Gum Fiber sind rote Fasern zur Nachbildung von Adern. Gum Fiber ist einfach auf die Inhibitionsschicht aufzutragen und muß z. B. mit GumTranslucent (GT41), abgedeckt werden.



Spritze 2,4 ml
Fiber GF71

147743 **21,11**

Gradia Plus Layer Set, GC

Gradia Plus Layer Set ist ein modulares Composite-System für indirekte Restaurationen. Dieses erweiterte, hochfeste, lichterhärtende Nanohybrid-Composite basiert auf der neusten Keramikpolymer-Technologie und bietet ganz ähnlich wie Keramik im Mund, Glanz, Transluzenz, Chroma und eine natürliche Opaleszenz.

Indikationen:

- Kronen und Brücken (mit Rückenschutz)
- Metallfreie Restaurationen: Jacket-Kronen, Inlays, Onlays und geschichtete Verblendungen
- Implantat-Aufbauten
- Reproduktion des Zahnfleisches an einer Kronenrestaurationen



Set

Lieferumfang:

- 5x GRADIA PLUS Opaker 2,0ml O-Base, OA, OB, OC, OD
- 14x GRADIA PLUS Paste Heavy Body 3,3 ml HB-DA1, HB-DA2, HB-DA3, HB-DA3.5, HB-DB1, HB-DB3, HB-DC3, HBDD2, HB-EL, HB-ED, HB-CLF, HB-PE, HB-ODA, HB-ODB
- 5x GRADIA PLUS Dosierspitze Nadelspitze & Licht-Schutzabdeckung
- 1x Anmischplatte Nr.22
- 1 Kunststoffspatel Nr.2 Blau

254069 **978,71**

Gradia Plus Layer-Pro Set, GC

Gradia Plus Layer-Pro Set ist ein hochfestes, lichterhärtendes Nanohybrid-Komposit auf Basis der Keramik-Polymer-Technologie. Es erfüllt alle Anforderungen an Indikationen oder verwendete Techniken, vom klassischen oder multichromatischen Aufbau bis hin zum monolithischen Konzept.



Set

Lieferumfang:

- 4x GRADIA PLUS Paste Heavy Body (3,3 ml) HB-ODC, HB-ODD, HB-ODW, HB-DW
- 16x GRADIA PLUS Paste Light Body (2,0 ml) LB-Base E, LB-Base CLF, LB-Base D, LB-DW, LB-Base OD, LB-ODW, LB-Base Opal, LB-Orange, LB-Gelb, LB-Rot, LB-Grau, LB-Blau, LBMilchig, LB-Inlay E, LB-Inlay TD
- 10x GRADIA PLUS Mixotip
- 15x GRADIA PLUS Dosierspitze Plastik Typ Breit & Lichtschutzabdeckung
- 1x Anmischplatte Nr. 22
- 1x Kunststoffspatel Nr. 2 Blau

254070 **885,99**

Gradia Plus Opaker, GC

Gradia Plus Opaker sind Vier Opaker für die v-Farbgruppen und ein Basis-Opaker mit ausgezeichneter Fließfähigkeit und effektiver Abdeckung, so wie Gum-Opaker.



Spritze 2,0 ml

O-Base	254082	44,30
OA	254083	44,30
OB	254084	44,30
OC	254085	44,30
OD	254086	44,30
GO-1	254087	44,30
GO-2	254088	44,30

Gradia Plus Heavy Body, GC

Gradia Plus Heavy Body Pasten in hoher Viskosität.



Spritze 3,3 ml

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
HB-DA1	254089	57,50
HB-DA2	254090	57,50
HB-DA3	254093	57,50
HB-DA3,5	254094	57,50
HB-DB1	254095	57,50
HB-DB3	254096	57,50
HB-DC3	254097	57,50
HB-DD2	254098	57,50
HB-EL	254099	57,50
HB-ED	254100	57,50
HB-CLF	254101	57,50
HB-PE	254103	57,50
HB-ODA	254104	57,50
HB-ODB	254105	57,50
HB-ODC	254107	57,50
HB-ODD	254108	57,50
HB-ODW	254109	57,50
GHB-1	254111	57,50
GHB-2	254113	57,50
GHB-CL	254115	57,50

Gradia Plus Light Body, GC

Gradia Plus Light Body ist eine niedrigviskose Variante des Gradia Plus Systems.



Spritze 2 ml

LB-Base E	254116	45,98
LB-Base CLF	254117	45,98
LB-Base D	254118	45,98
LB-Base OD	254120	45,98
LB-Base ODW	254121	45,98
LB-Base Opal	254122	45,98
LB-Base Orange	254123	45,98
LB-Base gelb	254124	45,98
LB-Base rot	254125	45,98
LB-Base grau	254126	45,98
LB-Base blau	254127	45,98
LB-Base milchig	254128	45,98
LB-Base Inlay E	254129	45,98
LB-Base Inlay TD	254130	45,98
LB-Base Inlay GLB-1	254131	45,98
LB-Base Inlay GLB-2	254132	45,98
LB-Base Inlay GLB-3	254133	45,98
LB-Base Inlay GLB-CL	254134	45,98

Gradia Plus Lustre Paint, GC

Gradia Lustre Paint-Farben bieten eine extrem einfache Anwendung, langanhaltende Farben sowie Oberflächenglanz und darüber hinaus einen großen Widerstand gegen Abrasionen und einen hohen Schutz.

- Verwendbar für interne und externe Farbgebung
- Farben sind einfach miteinander zu vermischen und die Konsistenz kann durch Verwendung der Lustre Paint-Verdünnungsflüssigkeit angepasst werden
- Verringert die Polierphase und spart wertvolle Zeit



Spritze 0,8 ml

LP-A	254227	45,98
LP-B	254228	45,98
LP-C	254245	45,98
LP-D	254246	45,98
LP-CLF	254231	45,98
LP-blau	254232	45,98
LP-grau	254233	45,98
LP-creme	254234	45,98
LP-lavendel	254235	45,98
LP-CL	254236	45,98
GLP-hellrot	254239	45,98
GLP-violett	254240	45,98

Gradia Plus One Body, GC

Gradia Plus One Body Massen sind die perfekte Basis für schnelle und einfache monolithische Restaurationen.



Spritze 2,0 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
254242	45,98
254244	45,98
254245	45,98
254246	45,98
254247	45,98

Gradia Plus Spitzen, GC

Dosierspitzen für das Gradia Plus-System.



Packung 5 Stück

Dosierspitze breit, Typ Plastik & Lichtschutzabdeckung	254248	9,29
Dosierspitze Nadel, Typ schmal & Lichtschutzabdeckung	254250	6,19
Dosierspitze Nadel & Lichtschutzabdeckung	254252	8,22

Packung 10 Stück

Mixotip	254254	20,60
---------	--------	-------

Gradia Plus Flüssigkeiten, GC

Flüssigkeiten für das GC Gradia Plus Programm.



Flasche

Acrylic Primer 6 ml	254076	64,66
Modellierflüssigkeit 3 ml	254078	26,59
Lustre Paint Verdüner 3 ml	254079	32,99
Separator 5 ml	254080	31,52

Exaclear, GC

EXACLEAR ist ein klares Vinylpolysiloxan und eignet sich optimal für die Fertigung temporärer Kronen oder Veneers. Im Vergleich zu Acryl-Material ist GC GRADIA PLUS Light Body einfacher zu handhaben und technisch weniger anspruchsvoll. Das Material wird einfach in die EXACLEAR-Abformung injiziert!



Kartuschen

Exaclear 2 x 51 g	268893	70,04
-------------------	--------	-------

K+B Material Kulzer

Signum composite, Kulzer

Signum composite eignet sich optimal für das Verblenden von Metallgerüsten. Für langlebige Restaurationen und vorbildlichen Kaukomfort.

Vorteile auf einen Blick:

- Hoher Füllstoffgehalt von über 65 Prozent für eine dauerhaft hohe Ästhetik
- Sehr gute Farbanpassung an Prothesenzähne
- Individuelle Farbnuancierung durch Mischen mit Signum matrix möglich
- Vielseitige Verarbeitungsmöglichkeiten



Spritze 3 g

Signum Opaque F Massen
Signum Opaker F rosa

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 33,80

22238 33,80

Spritze 4 g

Signum Dentin-, Enamel-, Marginmassen

s. Tab. 39,90

Die passenden Haftverbundsysteme finden Sie in der Rubrik 'Haftverbundsysteme'!

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque F	22222	22223	22224	22225	22226	22227	22228	22229	22230	22231	22232	22233	22234	22235	22236	22237
Signum Dentin	22239	22240	22241	22242	22243	29401	22244	22245	26116	25606	24945	22246	26383	25200	22247	24944
Enamel Farben	EL	EL	EM	EM	ED	EL	EL	EM	ED	EL	EM	ED	ED	EL	EM	EM
Signum Enamel	22258	22258	22259	22259	22260	22258	22258	22259	22260	22258	22259	22260	22260	22258	22259	22259
Margin Farben	M1	M2	M2	M4	M4	M1	M2	M3	M3	M1	M2	M4	M4	M3	M3	M2
Signum Margin	22248	22249	22249	22251	22251	22248	22249	22250	22250	22248	22249	22251	22251	22250	22250	22249

Signum liquid, Kulzer

Signum liquid ist eine Verarbeitungshilfe für die Modellation und Wiederherstellung der Dispersionsschicht bei Signum composite/matrix und Signum ceramis.



Flasche 4 ml
Signum Liquid

20585 26,70

Signum metal bond, Kulzer

Signum metal bond ist ein Haftvermittler für die Kronen-, Brücken- und Modellgusstechnik. Extrem belastbar und langzeitstabil. Das 2-bottle-System verleiht aufgrund seiner besonderen Werkstoffzusammensetzung der Verbindung zwischen Legierung und Verblendkomposit eine überdurchschnittliche Verbundfestigkeit.



Set 2 x 4 ml
Metal Bond I + II
incl. 1 Vorlegeschale

189740 191,00

Flasche 4 ml
Metal Bond I
Metal Bond II

189741 141,00

189742 86,00

Signum ceramic bond, Kulzer

Signum ceramic bond ist ein 2-Schritt Haftvermittler zur Silanisierung von Silikatkeramik. Intra-/ extraorale Reparatur (Konditionierung der Keramikoberfläche zur Wiederherstellung mit direkten Füllungskompositen). Erzeugt Dispersionsschicht zur Anbindung methacrylbasierter Composite (Signum composite, Signum ceramis, Venus uvm.).



Set
2 x 4 ml Liquid inkl. 1x Vorlegeschale, 25x Einwegpinsel, 5x K1 Schleifer, 1x Arbeitskarte

204981 142,00

Flasche, 4 ml
Signum ceramic, Bond I
Signum Ceramic, Bond II

217038 62,50

228763 57,00

Signum connector, Kulzer

Signum connector ist ein Lichthärtender Haftvermittler zwischen Heiß- und Kaltpolymerisaten, sowie lichthärtenden Verblendmaterialien. Zur individuellen Farb- und Formmodifikation von Konfektionszähnen und individuellen Farbgestaltung von Prothesenbasiskunststoffen.



Flasche 5 ml

20583 119,00

Signum insulating gel, Kulzer

Signum insulating gel ist zum Auftragen vor der Endpolymerisation.

- Wasserlöslich, d.h. restlos vom Modellwerkstoff abwaschbar
- Einfache Anwendung für jeden Modellwerkstoff einsetzbar

Zum Isolieren von Modellwerkstoffen gegenüber Composite-Materialien durch das Auftragen vor der Endpolymerisation wird die Entstehung einer Dispersionsschicht auf der Verblendoberfläche verhindert



Dose 10 g

23648 25,50

K+B Material Ivoclar Vivadent

Nexco Massen, Ivoclar Vivadent technical

SR Nexco Paste ist ein rein lichthärtendes Labor-Composite mit Mikro-Opal-Füllern. Durch die Polymerisation erhält SR Nexco Paste eine lang anhaltende Farbstabilität und einen beständigen Glanz.

Gerüstgestützt

- Teil- und Vollverblendungen auf Zirkonoxid und metallgestützten Restaurationen
- Prothetische Gingiva-Anteile bei Implantat-Suprakonstruktionen

Gerüftfrei

- Inlays / Onlays / Veneers
- Frontzahnkronen
- Charakterisierungen / Modifikationen von Composite- / Kunststoffzähnen



Spritze 2 ml
Opaquer

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

s. Tab. **21,95**

Spritze 2,5 g
Dentin-, Incisalmassen

s. Tab. **18,55**

Spritze 2 ml
Liner
Liner Clear
Liner Incisal

s. Tab. **20,65**

228663 **20,65**

228664 **20,65**

Spritze 2,5 g
Marginmassen

s. Tab. **20,65**

Farbe	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaquer	228669	228670	227198	228095	226420	227834	227835	227872	228627	227874	227950	228628	228158	227876	228629	228630	227875	227951
Dentin	228671	228672	227197	227756	226421	227385	227836	227878	228631	227879	227947	228632	227948	227881	228633	228634	227880	227949
Incisal Farbe	BL	BL	I1	I2	I3	I4	I5	I1	I2	I3	I4	I2	I3	I4	I5	I2	I3	I4
Incisal	228673	228673	227199	227757	226423	227837	228156	227199	227757	226423	227837	227757	226423	227837	228156	227757	226423	227837
Liner Farbe	BL	BL	L1	L2	L2	L3	L4	L1	L2	L3	L3	L1	L5	L5	L4	L5	L5	L5
Liner	228662	228662	228655	228657	228657	228658	228659	228655	228657	228658	228658	228655	228661	228661	228659	228661	228661	228661
Margin Farbe	-	-	M1	M2	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M3	M1	M5	M5	M4	M5	M5	M5
Margin	-	-	227618	228665	228665	228666	228667	227618	228665	228666	228666	227618	227888	227888	228667	227888	227888	227888

Nexco Gingivamassen, Ivoclar Vivadent technical

Nexco Gingivamassen zur farblichen Gestaltung von natürlich wirkender Gingiva.



Spritze 2 ml
Gingiva Opaquer pink

226728 **21,95**

Spritze 2,5 g
Basic Gingiva BG34
Gingiva G1
Gingiva G2
Gingiva G3
Gingiva G4
Gingiva G5

228711 **23,20**

228648 **23,20**

227885 **23,20**

227886 **23,20**

228649 **23,20**

228650 **23,20**

Intensive Gingiva IG1

228651 **23,20**

Intensive Gingiva IG2

227883 **23,20**

Intensive Gingiva IG3

227884 **23,20**

Intensive Gingiva IG4

228652 **23,20**

Intensive Gingiva IG5

228653 **23,20**



Weitere Systemkomponenten, die hier nicht aufgeführt sind, sind durch uns lieferbar. Fragen Sie unsere Fachberater.

K+B Material IvoclarVivadent

Nexco Effectmassen, Ivoclar Vivadent technical

Nexco Effectmassen weisen folgende Merkmale auf:

- Im Interdental- und Kavitätenbereich kann mit Occlusal Dentin die Farbwirkung erhöht werden
- Mamelon-Massen ermöglichen eine natürliche Farbvielfalt im inzisalen Drittel
- Opal Effect-Pasten ermöglichen einen natürlichen Opaleffekt im inzisalen Drittel
- Zur Komplettierung und Erhöhung der Vitalität im Schneidebereich dienen eingefärbte Transpa-Massen



Spritze 2,5 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
228637	18,55
228638	18,55
227887	18,55
228639	18,55
227166	18,55
228635	18,55
227167	18,55
228636	18,55
226422	18,55
228640	18,55
227882	18,55
228641	18,55

Nexco Stains, Ivoclar Vivadent technical

Nexco Stains sind zur farblichen Individualisierung der Nexco-Restauration.



Spritze 1 ml

228642	21,90
228643	21,90
228644	21,90
228645	21,90
228646	21,90
228647	21,90
249900	21,90
235866	21,90

SR Connect, Ivoclar Vivadent technical
SR Connect ist ein lichthärtender Konditionierer zur Anbindung von lichthärtenden Verblendwerkstoffen an PMMA-, Heiß- oder Kaltpolymerisaten und Kunststoff-Prothesenzähnen



Flasche 5 ml

226772	78,15
--------	-------

SR Modellierliquid, Ivoclar Vivadent technical

Das SR Modelling Liquid dient dem Benetzen des zahntechnischen Instrumentariums während des Modelliervorganges und als Modellierhilfe (Benetzung von Pinsel zum Ausstreichen des Materials etc.)



Flasche 5 ml

227838	28,10
--------	-------

SR Gel, Ivoclar Vivadent technical

SR Gel ist ein Abdeckgel zur Verhinderung der Sauerstoffinhibition.



Tube 30 ml

146666	41,20
--------	-------

Solidex Massen, Shofu

Solidex Massen sind lichthärtende Verblend-Hybrid-Composite im Vita-Farbsystem. Die Verwendung des Universal Pre-Opaque wird empfohlen, da er eine feste Anbindung zur Legierung und den Universal Pastenopakern bewirkt.



Spritze 2 ml

Universal Opaker

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 27,40

Spritze 4 g

Dentin-, Hals-, Schneidemassen

s. Tab. 26,60

Spritze 4 g

Basismasse

59775 26,60

Transluzentmasse HVT

59770 26,60

Transluzentmasse LVT

59771 26,60

Transluzentmasse T

59769 26,60

• Die passenden Haftverbundsysteme finden Sie in der Rubrik 'Haftverbundsysteme'!

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Universal Opaker	245031	233115	232774	237545	243862	246369	240310	240395	242284	241858	239671	240311	240312	242285	242286	239672
Dentin	59599	59600	59601	59602	59603	70783	59752	59753	59754	70771	59755	59756	53187	59757	59758	53186
Hals Farben	-	AC1	AC1	AC2	AC2	-	BC1	BC1	BC2	-	CC1	CC1	CC2	DC1	DC1	DC2
Hals	-	59759	59759	59760	59760	-	59761	59761	59762	-	59763	59763	66971	59764	59764	66972
Schneide Farben	58	58	59	59	60	58	58	59	59	58	59	59	60	59	60	59
Schneide	59766	59766	59767	59767	59768	59766	59766	59767	59767	59766	59767	59767	59768	59767	59768	59767

Solidex Pinselgriff + Spitzen, Shofu

Der Solidex Pinselgriff + Spitzen ist für den Opakerauftrag von Solidex und Ceramagemassen.



Packung

Pinselgriff + 10 Pinselspitzen

59583 12,50

Ceramage Massen, Shofu

Ceramage ist ein Mikro-Keramik-Komposit-System mit einem keramischen Füllanteil von mehr als 73%. Ceramage ist für Standardarbeiten, Implantatkonstruktionen, Front- und Seitenzahn-Restaurationen, sowie für Inlays und Onlays geeignet. Die Verwendung des Universal Pre-Opaque wird empfohlen, da er eine feste Anbindung zur Legierung und den Universal Pastenopakern bewirkt.



Spritze 2 ml

Universal Opaker

s. Tab. 27,40

Pre-Opaque

236644 27,40

Spritze 4,6 g

Opakdentin-, Dentin-, Schneide-, Halsmassen

s. Tab. 33,50

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Universal Opaker	245031	233115	232774	237545	243862	246369	240310	240395	242284	241858	239671	240311	240312	242285	242286	239672
Opakdentin	158435	159675	154797	155920	159176	160739	166420	166274	166421	166422	162554	159181	164925	161547	161525	166423
Dentin	158442	158779	155924	155926	159147	160740	161957	161658	160323	162551	162553	159150	164924	161554	158287	166278
Schneide Farbe	58	58	59	59	60	57	58	59	60	58	59	59	60	59	60	59
Schneide	155927	155927	155928	155928	158299	157454	155927	155928	158299	155927	155928	155928	158299	155928	158299	155928
Hals Farbe	-	AC1	AC1	AC2	AC2	-	BC1	BC1	BC2	-	CC1	CC1	CC2	DC1	DC1	DC2
Hals	-	158441	158441	155937	155937	-	166145	166145	155946	-	166149	166149	166424	161524	161524	166425

Ceramage Flüssigkeiten, Shofu

Die Ceramage Flüssigkeit ist ein Modellierung Liquid zur Konsistenzanpassung der Ceramage-Pasten und zur Wiederherstellung der Dispersionsschicht von beschliffenen Komposit-Oberflächen.

Ceramage Spacer bildet eine gummiähnliche Platzhalterschicht. Ceramage Spacer wird nach dem Auftragen farblos.

Ceramage Sep dient zur Isolierung der Gipsoberfläche gegen Ceramage Komposit.



Flasche 6 ml

Modelling Liquid

154803 24,50

Pinselflasche 7 ml

Separator

158101 24,90

Spacer

158222 19,90

VITA VM CC classical, Vita

VITA VM CC classical ist ein füllstoffreiches Kaltpolymerisat. Geeignet für alle Bereiche des provisorischen Ersatzes und Reparaturen außerhalb des Mundes.

- Gutes Fließverhalten
- Leichte Polierbarkeit
- Sehr farbstabil
- **Die Zuordnung der Enamelmassen stellt die bestmögliche Annäherung an das Vita classical Farbsystem dar!**



Packung 30 g

Base Dentine	s. Tab.	21,60
Enamel ENL	s. Tab.	21,60
Enamel END	s. Tab.	21,60
Window WIN	191330	21,60

Packung 100 g

Base Dentine	s. Tab.	59,85
--------------	---------	--------------

Flasche

VITA VM CC Liquid 30 ml	191331	24,25
VITA VM CC Liquid 100 ml	197997	71,30

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Base Dentine 30 g	18600	17045	18601	18790	17046	18815	18819	18852	18853	17047	17048	18856	18858	17049	18860
Base Dentine 100 g	30697	19311	17051	20647	23482	27559	20652	-	-	20665	24232	-	-	30696	-
Enamel Farbe	ENL	ENL	ENL	END	ENL	ENL	END	END	END						
Enamel	197084	197084	197084	198001	198001	198001	198001	198001	198001	198001	197084	197084	198001	198001	198001

VITA VM CC 3D-Master, Vita

VITA VM CC 3D-Master ist ein füllstoffreiches Kaltpolymerisat. Geeignet für alle Bereiche des provisorischen Ersatzes und Reparaturen außerhalb des Mundes.

- Gutes Fließverhalten
- Leichte Polierbarkeit
- Sehr farbstabil



Packung 30 g

Base Dentine	s. Tab.	21,60
Enamel ENL	197084	21,60
Enamel END	198001	21,60
Window WIN	191330	21,60

Flasche

VITA VM CC Liquid 30 ml	191331	24,25
VITA VM CC Liquid 100 ml	197997	71,30

Farbe	0M1	1M1	2L1,5	2M1	2M2	2M3	3L1,5	3L2,5	3M1	3M2	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4M2	5M1
Base Dentine	198211	197998	197999	198215	197082	198221	198224	198227	198228	196531	196533	198240	191329	198241	198242	198243
Enamel Farbe	ENL	END	END	END												
Enamel	197084	197084	197084	197084	197084	197084	197084	197084	197084	197084	197084	197084	197084	198001	198001	198001

VITAVM LC classical A1-D4, Vita

VITA VM LC classical A1-D4 ist ein licht-härtendes Mikropartikel-Komposit zur extraoralen Anwendung bei festsitzenden und herausnehmbaren Restaurationen. Für die Voll- und Teilverblendung von Kronen, Brücken, Teleskopkronen und Kunststoffgerüsten im Front- und Seitenzahnbereich, Inlays / Veneers, metallfreie Kronen und 3-gliedrige-Frontzahnbrücken, zur Individualisierung und Übersichtungen von VITA ENAMIC und von Langzeitprovisorien aus VITA CAD-Temp, sowie zur Individualisierung von VITA Kunststoffzähnen und zur Reproduktion von Gingivaanteilen.



Packung 10g

Opaque	s. Tab.	21,90
--------	---------	--------------

Spritze

Opaque Paste 3 g	s. Tab.	23,45
Base Dentin 4 g	s. Tab.	30,70
Base Dentin flow 4 g	s. Tab.	35,45
Enamel flow 4 g	s. Tab.	35,45

VITAVM LC flow ist die niedrigviskose Variante des VITAVM LC-Systems.

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque	231882	211311	211312	211314	-	-	231883	-	-	-	-	-	-	254338	-
Opaque Paste	221414	221415	221416	221417	221418	221419	221420	243329	238199	221421	221422	238209	233036	221423	238998
Base Dentine	208208	208209	208215	208223	221425	221426	208228	236690	240354	221427	221428	235224	233035	208239	238793
Base Dentine flow	266281	258481	258482	259492	257821	258483	258484	266973	266974	266287	266975	266286	268075	266285	266282
Enamel	145323	145323	145323	141299	141299	141299	141299	141299	141299	145323	141299	141299	141299	141299	141299
Enamel flow	245870	245870	245870	245871	245871	245871	245871	245871	245871	245870	245871	245871	245871	245871	245871

VITA VM LC 3D-Master, Vita

VITA VM LC 3D-Master ist ein lichterhärtendes Mikropartikel-Komposit zur extraoralen Anwendung bei festsitzenden und herausnehmbaren Restaurationen. Für die Voll- und Teilverblendung von Kronen, Brücken, Teleskopkronen und Kunststoffgerüsten im Front- und Seitenzahnbereich, Inlays / Veneers metallfreie Kronen und 3-gliedrige Frontzahnbrücken, zur Individualisierung und Übersichtungen von VITA ENAMIC und von Langzeitprovisorien aus VITA, CAD-Temp, sowie zur Individualisierung von VITA Kunststoffzähnen und zur Reproduktion von Gingivaanteilen.



Packung 10 g
Opaque

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **21,90**

Packung 4 g
Base Dentine-, Enamelmassen

s. Tab. **30,70**

Packung 4 g
NT Transluzenzmasse

148549 **30,70**

Farbe	1M1	1M2	2L1,5	2L2,5	2M1	2M2	2M3	2R1,5	2R2,5	3L1,5	3L2,5	3M1	3M2
Opaque	37487	150351	146299	150353	150354	150355	150359	150375	149500	150376	150379	150387	150391
Base Dentine	37629	147443	146284	149795	127990	146861	37647	150096	148322	147010	147016	148409	146484
Enamel Farben	ENL												
Enamel	145323	145323	145323	145323	145323	145323	145323	145323	145323	145323	145323	145323	145323
Farbe	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3
Opaque	145321	150392	150393	150394	149696	150395	150397	150398	150402	150403	148996	148407	149497
Base Dentine	145322	148955	147043	149037	149660	150341	141260	148961	150342	150349	148138	148404	149505
Enamel Farben	ENL	ENL	ENL	END									
Enamel	145323	145323	145323	141299	141299	141299	141299	141299	141299	141299	141299	141299	141299

VITAVM LC Zusatzmassen, Vita

Die VITAVM LC und VITAVM LC flow Zusatzmassen sind verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben.



Spritze, 4 g

Chroma Plus, Effect Enamel, Gingiva

s. Tab. **30,70**

Spritze, 3 g

Chroma Plus flow, Effect Enamel flow, Gingiva flow

s. Tab. **30,90**

Neutral flow, NT

245879 **35,45**

Window flow, WIN

245877 **30,90**

Gingiva Opaque Paste, GOL

221424 **23,45**

Pre Opaque Paste

221402 **23,45**

Packung, 10 g

Gingiva Opaque, GOL hellrosa

146382 **21,90**

NEU

Farbe	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5			
Chroma Plus	235889	215183	215184	224987	220310			
Chroma Plus flow	245872	245873	245874	245875	245876			
Farbe	G1/altrosa	G2/orangerosa	G3	G4/braunrot	G5/schwarzrot			
Gingiva	146389	150392	150393	150394	149696			
Gingiva flow	245890	148955	147043	149037	149660			
Farbe	EE1	EE2	EE5	EE6	EE7	EE9	EE11	EE12
Effect Enamel	-	221429	-	146378	-	145327	-	233034
Effect Enamel flow	245880	245882	245883	245884	245886	245887	245888	245889

K+B Material Vita

VM LC Paint, Vita

Die Vita VM LC Paint-Massen bieten viele Möglichkeiten für Farbeffekte aus der Tiefe und individuelle Charakteristika. Die Massen werden in die Restauration eingelegt und anschließend mit Enamel-Massen abgedeckt



Spritze, 2 g

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Paint PT1, weiss	128790	19,55
Paint PT12, bordeaux	150338	19,55
Paint PT13, grau	128873	19,55
Paint PT15, kastanienbraun	128895	19,55
Paint PT17, blau	128948	19,55
Paint PT19, hellbraun	146904	19,55
Paint PT3, gelb	150335	19,55
Paint PT5, helles orangebraun	146892	19,55
Paint PT8, mandel	150113	19,55
Paint PT9, grünbraun	128866	19,55

VITA VM LC Flüssigkeiten, Vita

Opakerflüssigkeit, Modellierflüssigkeit und Modellisolierung für das VITA VM LC System.



Flasche

Opaque Liquid 5 ml	35381	9,95
Modelling Liquid 30 ml	148997	49,70
Separator 30 ml	150508	16,45
VM LC, Cleaner 50 ml	221430	6,70

6

Kunststofftechnik



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Espe Sil, 3M

Espe-Sil erzeugt die Silanschicht auf der silikatisierten Oberfläche und stellt die chemische Verbindung zum Opaquer (z. B. 3M Sinfony) und dem Verblendwerkstoff her.



Flasche 8 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
62670	65,80

Rocatec-Pre, 3M

Mit Rocatec-Pre Spezialstrahlmittel wird die Metalloberfläche gereinigt und aktiviert.

Mit Rocatec-Plus Spezialbeschichtung wird die Metalloberfläche silikatisiert.



Packung 3000 g

Rocatec Pre
Rocatec Plus

34268	47,21
34269	313,29

Metalprimer Z, GC

Metalprimer Z ist ein Haftvermittler für einen starken Verbund zwischen Metall- und Zirkongerüsten und allen Arten von kunststoffbasierten Materialien.

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Kann direkt im Mund angewendet werden
- Kann mit allen Dentallegierungen, Kunststoffen und auf Zirkon angewendet werden



Flasche 5 ml

252103	182,15
--------	--------

SR Link, Ivoclar Vivadent technical

SR Link ist ein einfaches und sicheres Verbundsystem zwischen Metall und Komposite.



Flasche 5 ml

38253	81,60
-------	-------

SR Retentionsperlen, Ivoclar Vivadent technical

SR Retentionsperlen sind für den sicheren, mechanischen Verbund zwischen Metall und Komposite.

- Microretentionsperlen mit einer Korngröße von 200/300 µm
- Macroretentionsperlen mit einer Korngröße von 400/600 µm



Streuflasche 15 g

Microretentionsperlen
Macroretentionsperlen

49364	32,85
49363	23,55

Flasche 20 ml

Retentionsadhäsiv

49362	21,45
-------	-------

Signum connector, Kulzer

Signum connector ist ein Lichthärtender Haftvermittler zwischen Heiß- und Kaltpolymerisaten, sowie lichthärtenden Verblendmaterialien. Zur individuellen Farb- und Formmodifikation von Konfektionszähnen und individuellen Farbgestaltung von Prothesenbasiskunststoffen.



Flasche 5 ml

20583	119,00
-------	--------

Haftverbundsysteme

Signum metal bond, Kulzer

Signum metal bond ist ein Haftvermittler für die Kronen-, Brücken- und Modellgusstechnik. Extrem belastbar und langzeitstabil. Das 2-bottle-System verleiht aufgrund seiner besonderen Werkstoffzusammensetzung der Verbindung zwischen Legierung und Verblendkomposit eine überdurchschnittliche Verbundfestigkeit.



Set 2 x 4 ml
Metal Bond I + II
incl. 1 Vorlegeschale

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
189740 191,00

Flasche 4 ml
Metal Bond I
Metal Bond II

189741 141,00
189742 86,00

Signum ceramic bond, Kulzer

Signum ceramic bond ist ein 2-Schritt Haftvermittler zur Silanisierung von Silikatkeramik. Intra-/ extraorale Reparatur (Konditionierung der Keramikoberfläche zur Wiederherstellung mit direkten Füllungskompositen). Erzeugt Dispersionsschicht zur Anbindung methacrylbasierter Composite (Signum composite, Signum ceramic, Venus uvm.).



Set
2 x 4 ml Liquid inkl. 1x Vorlegeschale, 25x Einwegpinsel, 5x K1 Schleifer, 1x Arbeitskarte

204981 142,00

Flasche, 4 ml
Signum ceramic, Bond I
Signum Ceramic, Bond II

217038 62,50
228763 57,00

Alloy Primer, Kuraray Dental

Alloy Primer ist ein Metall/Composite-Primer für einen optimalen Verbund von Metall-Legierungen mit Composite und Befestigungszement auf Composite-Basis.



Flasche 5 ml

79477 65,60

Solidex Solibond, Shofu

Solidex Solibond ist ein Haftverbund und Silanlösung. Auch für den Verbund bei Korrekturen und Reparaturen fertiggestellter Kompositarbeiten und zum individualisieren konventioneller Acryl-Zähne.



Flasche 5 ml
Solibond

59582 38,00

CRB Cera Resin Bond, Shofu

CRB Cera Resin Bond ist zur Verbindung verschiedener Werkstoffe im intraoralen und extraoralen Verfahren. Zur Ergänzung keramischer Arbeiten mit lichtpolymerisierenden Werkstoffen, Verbindung von Kaltpolymerisaten mit lichterhärtenden Werkstoffen und Lichtpolymerisaten untereinander.



Packung
Bond 1 & 2

104916 163,00

Solidex Metal Photo Primer, Shofu

Solidex Metal Photo Primer ist ein Adhäsiv/Haftverbundsystem für die Verbindung zwischen Metall und Composite.



Flasche 7 ml

59581 39,00

Solidex Retentionsperlen, Shofu

Solidex Retentionsperlen für eine optimale Retention bei dünnen Wandstärken. Bei einer Korngröße von 150µm, bilden die Retentionsperlen eine effektive Retentionsfläche. Mit dem Dosierstift lassen sich die Retentionsperlen punktgenau dosieren und auftragen.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Set Retentionsperlen 15 g Retentionskleber 10 ml	36416	36,00
Flasche 15g Retentionsperlen 150µm	73745	25,50
Flasche 10 ml Retentionskleber	39024	15,90
Stück Dosierstift	35996	32,90

Universal Primer, Shofu

Der SHOFU Universal Primer schafft einen sicheren und beständigen Verbund zwischen Kunststoffmaterialien und allen Dentallegierungen sowie zu Zirkonoxid und Aluminiumoxid / selbst ohne Retentionsperlen!

- Starker Haftverbund ohne Retentionsperlen
- Für alle Dentallegierungen und zirkonbasierten Gerüste
- Intra- und extraorale Anwendung
- Leichte und schnelle Handhabung ohne zusätzliches Equipment



Flasche Universal Primer 5 ml	274017	122,00
---	--------	--------

Vitacoll Haftvermittler, Vita

Vitacoll Haftvermittler ist zur Herstellung einer zuverlässigen, chemischen Bindung von Kunststoffzähnen mit Heiß- und Kaltpolymerisaten.



Flasche 100 ml	83065	21,05
-----------------------	-------	-------

Vita Vionic Bond, Vita

Befestigungslösung für die Fixierung von Prothesenzähnen in VITA VIONIC Basis.

- Effiziente, adhäsive Befestigung der Prothesenzähne ohne aufwendiges Heiß-/Kaltpolymerisationsverfahren
- Präzises, spaltfreies Fixieren der Zähne in der Kavität mittels dünnfließendem, selbsthärtendem Befestigungssystem
- Sicherer Verbund von Prothesenzähnen zur Basis durch werkstoffspezifisch abgestimmte Befestigungslösung



Kit Vita Vionic Bond	260962	29,90
--------------------------------	--------	-------

NEU

CediTEC, Voco

CediTEC ist ein Befestigungssystem für Prothesenzähne in Prothesenbasen.

Indikationen:

- Befestigung von konfektionierten Prothesenzähnen und CAD/CAM gefertigten Einzelzähnen und Segmenten in CAD/CAM gefertigten Prothesenbasen
- Prothesenzahnbefestigung im Rahmen einer Reparatur oder Ergänzung

Vorteile:

- Fehler- und blasenfreies Anmischen
- Es wird nur so viel Material angemischt, wie auch benötigt wird
- Einfache, direkte Applikation
- Nachträgliches Ergänzen möglich
- Auch verwendbar für weitere Systeme und herkömmliches PMMA
- Ästhetisch, präzise, individuell - Prothesen mit dem CediTEC/V-Print dentbase System



Set Kartusche 80g CediTEC Adhesive, Flasche 4 ml CediTEC Primer, Zubehör	278070	129,90
---	--------	--------

7

Hager + Meisinger CAD/CAM	196-200	Rohlinge Planmeca	177-178
Rohlinge 3M	154	Rohlinge Scheu	179
Rohlinge Dentsply De Trey	155-158	Rohlinge Sirona	180-181
Rohlinge GC	159	Rohlinge Vita	182-192
Rohlinge Hinrichs	160-162	Rohlinge Voco	193-194
Rohlinge IvoclarVivadent technical	163-174	Sonstiges / Zubehör	220-224
Rohlinge KaVo	175	Verbrauchsmaterialien 3D-Druck	206-219
Rohlinge Metoxit	176	Verbrauchsmaterialien CAD/CAM	195-205

Rohlinge 3M

Lava Ultimate Blöcke, 3M

Die Resin-Nanokeramik von Lava Ultimate ist ein CAD/CAM Restaurationsmaterial für die definitive Versorgung zur Fertigung in CEREC Schleifmaschinen. Haltbarkeit und Funktionseigenschaften dieses Materials sind einzigartig.

- Hohe Produktivität / echter Chairside-Workflow ohne Brennen
- Herausragende Festigkeit / hochstabiles Material, langlebiger als Feldspat-Glaskeramik
- Zahnähnliche Funktionalität / verschleißarm wie Schmelz, sehr schonend zum Antagonisten
- Natürliche Ästhetik / brillanter und dauerhafter Glanz



Packung 5 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Lava Ultimate Blöcke HT 12	s. Tab.	108,77
Lava Ultimate Blöcke LT 12	s. Tab.	108,77
Lava Ultimate Blöcke HT 14L	s. Tab.	108,77
Lava Ultimate Blöcke LT 14L	s. Tab.	108,77
Lava Ultimate LT 12 Bleach	223592	108,77
Lava Ultimate LT 14L Bleach	223580	109,09

Farbe	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	B1	C2	D2
HT 12	-	223593	223595	223597	-	223600	-	-
LT 12	223592	223594	223596	223598	223599	223601	223602	223603
HT 14L	-	223581	223583	223585	-	223588	-	-
LT 14L	223580	223582	223584	223586	223587	223589	223590	223591

Rohlinge Dentsply De Trey

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Celtra Duo, Dentsply Sirona

Celtra Duo ist ein CAD/CAM-Block für die Chairside- und Labor Anwendung und kann in allen Fräsanlagen bearbeitet werden. Die hochfeste Glaskeramik aus zirkonverstärktem Lithium-Silikat (ZLS) zeichnet sich durch hohe Biegefestigkeit, eine schöne Ästhetik, sowie durch leichte Bearbeitbarkeit aus. Celtra Duo lässt sich, je nach klinischer Anforderung: entweder ohne Brennen mit der nahezu doppelten Festigkeit konventioneller Glaskeramik oder mit einem kurzen Glasurbrand, der die Festigkeit auf das Niveau von Lithium-Disilikat erhöht, verarbeiten.



Packung 4 Stück

Celtra Duo LT Blocks
Celtra Duo HT Blocks

s. Tab. **101,80**
s. Tab. **101,80**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2
LT-Blocks	233062	232643	232512	232590	233061
HT-Blocks	233060	232659	232595	-	-

Celtra Universal Malfarben, Dentsply Sirona

Dentsply Sirona Celtra Universal Malfarben und Glasur sind für das Finieren von Restaurationen aus den folgenden Materialien geeignet:

- Celtra Press / Zirkonoxid-verstärktes Lithiumsilikat (ZLS)
- Celtra Duo / Zirkonoxid-verstärktes (ZLS)
- Cercon ht / Zirkonoxid
- Cercon xt / Zirkonoxid
- Kiss-Verblendkeramik (außer Ducera-gold)
- Ceramco-Verblendkeramik



Dose 5 g

Shade 0	234956	51,00
Shade 1	234957	51,00
Shade 2	234958	51,00
Shade 3	234959	51,00
Shade 4	234960	51,00
Shade I1	234961	51,00
Shade I2	234962	51,00
weiß	234963	51,00
creme	234964	51,00
sunset	234965	51,00
kupfer	234966	51,00
khaki	234967	51,00
olive	234968	51,00
mahagoni	234969	51,00
violet	234970	51,00

Celtra Universal Glasurmasse / Liquids, Dentsply Sirona

Celtra Universal Glasurmasse und Liquids zur Verwendung mit Celtra Universal Malfarben sind für das Finieren von Restaurationen aus den folgenden Materialien geeignet:



Dose 5 g

Universal Glasurmasse 234971 **51,00**

Flasche

Malfarben-/Glasurliquid 15 ml 234952 **21,60**
Malfarben-/Glasurliquid 50 ml 234953 **41,50**



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Rohlinge Dentsply De Trey

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Cercon Disks, Dentsply Sirona

Cercon Disks / der neue Zirkonoxid-Standard für Farbsicherheit, hochwertige Ästhetik und schnellere Fertigung.

Einfache Handhabung:

- Neuer Disk-Adapter passt zu einer Vielzahl von Fräsmaschinen
- Kompatibel zu vielen Verblendsystemen
- Konventionelle Zementierung möglich
- Entwickelt für offene Systeme

Premium-Ästhetik auch bei monolithischen Versorgungen:

- Extra hohe Transluzenz (ca. 49%) und unvergleichliche Farbsicherheit ermöglicht lebensechte Ästhetik vor allem im Frontzahnbereich
- Alternative zu Lithiumdisilikat

Zeitersparnis und Effizienz:

- Identische Sinterprogramme und Festigkeit im vorgesinterten Zustand
- Verbessert die Produktivität mit reproduzierbaren Ergebnissen bei gleichzeitiger Zeitersparnis (kein Tauchen und kein Verblenden erforderlich)
- 16 Farben aus 6 Basisfarben in nur 2-3 Malfarben-Brennzyklen
- Alle 16 VITA-Farben sind verfügbar

Cercon XT / extra transluzentes Zirkonoxid:

- Extra hohe Transluzenz und unvergleichliche Farbsicherheit mit lebensechter Ästhetik vor allem im Frontzahnbereich (Biegefestigkeit: 750 MPa) / eine Ergänzung des Cercon-Produktportfolios



Stück

HT 98 x 12 mm BL, A1 - D4	s. Tab.	149,00
HT 98 x 14 mm BL, A1 - D4	s. Tab.	169,00
HT 98 x 18 mm BL, A1 - D4	s. Tab.	199,00
HT 98 x 25 mm BL, A1 - D4	s. Tab.	249,00

Stück

XT 98 x 12 mm BL, A1 - D4	s. Tab.	149,00
XT 98 x 14 mm BL, A1 - D4	s. Tab.	169,00
XT 98 x 18 mm BL, A1 - D4	s. Tab.	199,00
XT 98 x 25 mm BL, A1 - D4	s. Tab.	249,00

CAD/CAM/3D-Druck

7

Farbe	BL	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT Größe 98 x 12 mm	254263	254158	254167	254173	254177	254181	254190	254200	254207	254214	254222	254189	254199	254208	254217	254253	254258
HT Größe 98 x 14 mm	254264	254161	254169	254174	254178	254182	254194	254202	254209	254216	254183	254192	254201	254210	254219	254255	254259
HT Größe 98 x 18 mm	254265	254163	254171	254175	254179	254184	254197	254204	254211	254218	254186	254193	254203	254213	254221	254256	254260
HT Größe 98 x 25 mm	254266	254165	254172	254176	254180	254185	254198	254205	254212	254220	254188	254196	254206	254215	254251	254257	254262
XT Größe 98 x 12 mm	260886	260822	260826	260829	260832	260836	260840	260844	260849	260853	260857	260861	260865	260869	260874	260878	260882
XT Größe 98 x 14 mm	260887	260823	260827	260830	260833	260837	260841	260845	260850	260854	260858	260862	260866	260871	260875	260879	260883
XT Größe 98 x 18 mm	260888	260824	260572	260573	260834	260838	260842	260846	260851	260855	260859	260863	260867	260872	260876	260880	260884
XT Größe 98 x 25 mm	260889	260825	260828	260831	260835	260839	260843	260847	260852	260856	260860	260864	260868	260873	260877	260881	260885



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Rohlinge Dentsply De Trey

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Cercon xt ML, Dentsply Sirona
Cercon xt ML ist ein extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid

Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder Bemalen. Insbesondere geeignet für den Frontzahnbereich (Biegefestigkeit 750MPa)

- Garantierte Farbsicherheit: Unübertroffene Farbsicherheit für alle 16 Vita Farben und BL2
- Einfache Handhabung: Leicht zu nesten, identische Fräs- und Brennprotokolle wie bei allen Cercon-Zirkonoxidprodukten



Stück

- BL2, A1 - D4 14 mm
- BL2, A1 - D4 18 mm
- BL2, A1 - D4 25 mm

- s. Tab. **169,00**
- s. Tab. **199,00**
- s. Tab. **249,00**

Farbe	BL2	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
98,5 x 14 mm	270468	270420	270423	270426	270429	270432	270435	270438	270441	270444	270447	270450	270453	270456	270459	270462	270465
98,5 x 18 mm	270469	270421	270424	270427	270430	270433	270436	270439	270442	270445	270448	270451	270454	270457	270460	270463	270466
98,5 x 25 mm	270470	270422	270425	270428	270431	270434	270437	270440	270443	270446	270449	270452	270455	270458	270461	270464	270467

Cercon ht ML, Dentsply Sirona
Cercon ht ML / hoch transluzentes Multilayer Zirkonoxid.
Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern. Es kombiniert umfassende Indikation (Biegefestigkeitsverlauf von 1200 MPa im Dentinbereich bis zu 750 MPa in der Schneide) mit natürlicher Zahnästhetik in einer Scheibe.

Erhältlich in allen 16-VITA-Farben und BL2.



Stück

- BL2, A1 - D4 14mm
- BL2, A1 - D4 18mm

- s. Tab. **179,00**
- s. Tab. **209,00**

NEU

Farbe	BL2	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT ML 14	279371	279339	279341	279343	279345	279347	279349	279351	279353	279355	279357	279359	279361	279363	279365	279367	279369
HT ML 18	279372	279340	279342	279344	279346	279348	279350	279352	279354	279356	279358	279360	279362	279364	279366	279368	279370

Multilayer PMMA Disks, Dentsply Sirona
Multilayer PMMA Disks sind Rohlinge aus PMMA und nanotechnologischer OMC (organisch modifizierte Keramik).

- Bestehend aus 13 nahtlos ineinander übergehenden Farbschichten
- Indiziert für provisorische Kronen und Brücken mit einer Tragzeit von bis zu 2 Jahren
- Effizient zu fräsen und leicht zu polieren
- Hohe Biegefestigkeit >80 MPa
- Natürliche Fluoreszenz
- Biokompatibel



Stück

- A1 - D4, 12mm
- A1 - D4, 16mm
- A1 - D4, 20mm

- s. Tab. **95,00**
- s. Tab. **95,00**
- s. Tab. **95,00**

NEU

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
12 mm	257791	257795	257799	257802	281032	257806	257809	257813	281035	257818	257829	257724	257833	257835	257838	257841
16 mm	257793	257796	257800	257803	257805	257807	257810	257815	281034	257819	257830	257746	281033	257836	257839	257842
20 mm	257794	257798	257801	257804	271927	257808	257812	257816	281031	257826	257832	257749	257834	257837	257840	257843


* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Rohlinge Dentsply De Trey

Shaded PMMA Disks, Dentsply Sirona

Shaded PMMA Disks sind einfarbige PMMA-Rohlinge, die ein widerstandsfähiges, stabiles Provisorium ergeben.

- Hohe Farbstabilität
- Indiziert für provisorische Kronen und Brücken bis zu 2 Jahren Tragezeit
- Effizient zu fräsen und leicht zu polieren
- Hohe Biegefestigkeit >80 MPa
- Natürlich fluoreszent und biokompatibel



Stück

- Shaded PMMA A1 - D4, 12 mm
- Shaded PMMA A1 - D4, 16 mm
- Shaded PMMA A1 - D4, 20 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

- s. Tab. **45,00**
- s. Tab. **45,00**
- s. Tab. **45,00**

NEU

Farbe	A1	A1T	A2	A3	A3,5	A4	B1	B1T	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	HW2
12 mm	257847	257900	257850	257853	257856	257859	257863	257903	257866	257870	257873	257876	257879	257882	257885	257888	257891	257894	257897
16 mm	257848	257901	257851	257854	257857	257860	257864	257904	257867	257871	257874	257877	257880	257883	257886	257889	257892	257895	257898
20 mm	257849	257902	257852	257855	257858	257861	257865	257905	257869	257872	257875	257878	257881	257884	257887	257890	257893	257896	257899

CAD/CAM/3D-Druck

7



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Initial Zirconia Disk, GC

Zirconium hat sich zum bevorzugten Material vieler Zahntechniker entwickelt, die Ästhetik und Stabilität suchen. Zur Vervollständigung der klinisch erprobten Produktreihe der GC Initial Zr-FS Produkte haben wir die Initial Zirconia Disk entwickelt, eine kalt isostatisch gepresste (CIP), überaus hochwertige Zirkondioxid-Disk mit optimierten physikalischen Eigenschaften.

- Monolithische Kronen und Brücken / in Kombination mit den Initial Lustre Pastes NF
- Verblendkronen und -brücken / in Kombination mit GC Initial Zr-FS
- Standard Translucency (ST), ideal zum Verblenden
- High Translucency (HT) eignet sich für monolithische vollanatomische Restaurationen
- Ultra High Translucency (UHT) zum Verblenden



Stück

HT, Größe 98,5x12 mm	240648	174,55
HT, Größe 98,5x14 mm	240651	185,95
HT, Größe 98,5x18 mm	240652	216,25
HT, Größe 98,5x25 mm	240653	269,40
UHT, Größe 98,5x12 mm	270634	174,55
UHT, Größe 98,5x14 mm	270635	185,29
UHT, Größe 98,5x18 mm	270636	216,25
UHT, Größe 98,5x25 mm	270637	269,40
ST, Größe 98,5x12 mm	240646	174,55
ST, Größe 98,5x14 mm	240647	185,95
ST, Größe 98,5x18 mm	240451	216,25
ST, Größe 98,5x25 mm	240649	269,40

Cerasmart 270 Cerec, GC

Cerasmart 270 für Cerec ist ein ästhetischer Hybridblock, der für schnellen und langanhaltenden klinischen Erfolg entwickelt wurde.

- Hoher Füllstoffgehalt dank der FSC-Technologie
- Verbesserte Biegefestigkeit für zeitbeständige Restaurationen
- Hohe Bruchfestigkeit
- Weniger Stress-Peaks beim Kauen
- Geringeres Risiko der Materialalterung
- Besonders gut geeignet für Implantat-Restaurationen
- Überaus geringer Verschleiß
- Ideal für Bruxismus-Patienten
- Langanhaltender Glanz



Packung 5 Stück

Cerasmart 270, 12 HT A1-B1	s. Tab.	113,10
Cerasmart 270, 12 LT A1-B1	s. Tab.	113,10
Cerasmart 270, 12 BL	270024	113,10

Packung 5 Stück

Cerasmart 270, 14 HT A1-B1	s. Tab.	123,50
Cerasmart 270, 14 LT A1-B1	s. Tab.	123,50
Cerasmart 270, 14L BL	270045	133,95

Packung 5 Stück

Cerasmart 270, 14L HT A1-B1	s. Tab.	133,95
Cerasmart 270, 14L LT A1-B1	s. Tab.	133,95
Cerasmart 270, 14L BL	270045	133,95

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1
HT-Blöcke, Größe 12	270014	270015	270016	270017	270018
LT-Blöcke, Größe 12	270019	270020	270021	270022	270023
HT-Blöcke, Größe 14	270025	270026	270027	270028	270029
LT-Blöcke, Größe 14	270030	270031	270032	270033	270034
HT-Blöcke, Größe 14L	270036	270037	270038	270039	270040
LT-Blöcke, Größe 14L	270041	270042	270043	270044	270045

Cerasmart 270 Universal, GC

Cerasmart 270 Universal ist ein ästhetischer Hybridblock, der für schnellen und langanhaltenden klinischen Erfolg entwickelt wurde.

- Hoher Füllstoffgehalt dank der FSC-Technologie
- Verbesserte Biegefestigkeit für zeitbeständige Restaurationen
- Hohe Bruchfestigkeit
- Weniger Stress-Peaks beim Kauen
- Geringeres Risiko der Materialalterung
- Besonders gut geeignet für Implantat-Restaurationen
- Überaus geringer Verschleiß
- Ideal für Bruxismus-Patienten
- Langanhaltender Glanz



Packung 5 Stück

Cerasmart 270, 12 HT A1-B1	s. Tab.	113,10
Cerasmart 270, 12 LT A1-B1	s. Tab.	113,10
Cerasmart 270, 12 BL	270057	113,10

Packung 5 Stück

Cerasmart 270, 14 HT A1-B1	s. Tab.	123,50
Cerasmart 270, 14 LT A1-B1	s. Tab.	123,50
Cerasmart 270, 14L BL	270068	123,50

Packung 5 Stück

Cerasmart 270, 14L HT A1-B1	s. Tab.	133,95
Cerasmart 270, 14L LT A1-B1	s. Tab.	133,95
Cerasmart 270, 14L BL	270079	133,95

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1
HT-Blöcke, Größe 12	270047	270048	270049	270050	270051
LT-Blöcke, Größe 12	270052	270053	270054	270055	270056
HT-Blöcke, Größe 14	270058	270059	270060	270061	270062
LT-Blöcke, Größe 14	270063	270064	270065	270066	270067
HT-Blöcke, Größe 14L	270069	270070	270071	270072	270073
LT-Blöcke, Größe 14L	270074	270075	270076	270077	270078

Rohlinge Hinrichs

Juvora Dental PEEK natur, ERNST HINRICHS Dental

High Tech Polymer-Werkstoff aus der Familie der Polyaryetherketone

- Ideal für nahezu alle festsitzenden und herausnehmbaren Indikationen
- Mit jeder Fräsmaschine fräsbar
- Dentinfarben / ästhetische Alternative zu NEM
- Keine Verfärbungen und Schattierungen der Gingiva
- Verblendbar mit gängigen Kompositmaterialien



Stück, Ø 98,5 mm, Stück

Farbe natur, Höhe 16,0 mm	242774	199,00
Farbe natur, Höhe 18,0 mm	282980	210,00
Farbe natur, Höhe 20,0 mm	282979	219,00
Farbe natur, Höhe 22,0 mm	282978	229,00
Farbe natur, Höhe 25,0 mm	253529	245,00
Farbe natur, Höhe 30,0 mm	282977	269,00

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

NEU

PMMA BioStar, ERNST HINRICHS Dental

PMMA BioStar sind Ronden mit fräsbarem und rückstandlos ausbrennbarem PMMA Kunststoff (Polymethylmethacrylat) zur Verwendung in der herkömmlichen Gusstechnik.



Stück, Ø 98,5 mm

Farbe elfenbein, Höhe 14,0 mm	250404	29,00
Farbe elfenbein, Höhe 18,0 mm	250405	32,00
Farbe blau, Höhe 18,0 mm	264470	32,00
Farbe blau, Höhe 25,0 mm	257129	39,00

NEU

CoCr Biostar, ERNST HINRICHS Dental

Edelmetallfreie Fräsblanks auf CoCr Basis, nickel- und berylliumfrei. CoCr BioStar zeichnet sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und Biokompatibilität aus und ist uneingeschränkt laserfähig. Durch eine spezielle Wärmebehandlung ist CoCr BioStar besonders weich, gut fräsbar und homogen.



Stück, Ø 98,5 mm

CoCr Biostar, Höhe 10,0 mm	234940	202,00
CoCr Biostar, Höhe 12,0 mm	238644	220,00
CoCr Biostar, Höhe 13,5 mm	258349	232,00
CoCr Biostar, Höhe 15 mm	261437	252,00
CoCr Biostar, Höhe 18 mm	261439	288,00
CoCr Biostar, Höhe 20 mm	258440	312,00

TITAN BioStar °2, ERNST HINRICHS Dental

TITAN BioStar °2 ist ein Fräsblank aus biokompatiblen Reintitan Grade 2 für die Herstellung von metallkeramischen Zahnersatz gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 3. Die Indikation erstreckt sich auf Einzelkronen im Front- und Seitenbereich, Brückengerüste in Front- und Seitenbereich mit bis zu drei Gliedern. Titan BioStar Grade 2 lässt sich hervorragend lasern und kann mit allen Titan-Keramikmassen verblendet werden.



Stück, Reintitan Grade 2, Ø 98,5 mm

Höhe 8,0 mm, mit Schulter	254727	115,00
Höhe 10,0 mm, mit Schulter	282972	125,00
Höhe 12,0 mm, mit Schulter	245579	135,00
Höhe 13,5 mm, mit Schulter	282973	140,00
Höhe 15,0 mm, mit Schulter	245583	145,00
Höhe 18,0 mm, mit Schulter	282974	150,00
Höhe 20,0 mm, mit Schulter	282975	179,00

NEU

Rohlinge Hinrichs

TITAN BioStar °5, ERNST HINRICHS Dental

TITAN BioStar °5 ist ein Fräsblank aus einer biokompatiblen Titanlegierung Grade 5 für die Herstellung von metallkeramischen Zahnersatz gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 4. Die Indikation erstreckt sich auf Konstruktionen im Front und Seitenbereich mit zahlreichen Gliedern und Stegen. Titan BioStar Grade 5 lässt sich hervorragend lasern und kann mit allen Titan-Keramikmassen verblendet werden.



Stück, Reintitan Grade 5, Ø 98,5 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Höhe 8,0 mm, mit Schulter	280654 126,50
Höhe 10,0 mm, mit Schulter	280653 137,50
Höhe 12,0 mm, mit Schulter	280652 148,50
Höhe 13,5 mm, mit Schulter	280343 150,50
Höhe 15,0 mm, mit Schulter	279576 150,50
Höhe 18,0 mm, mit Schulter	280655 175,00
Höhe 20,0 mm, mit Schulter	282976 198,00

NEU

Zirkon BioStar, ERNST HINRICHS Dental

Zirkon BioStar ist ein weiß opakes Zirkonoxid welches mit Aluminiumoxid zur Verbesserung der hydrothermalen Alterungswerte angereichert wurde. Es ist zum Einfärben mit allen handelsüblichen Keramikfarben geeignet.



Stück, Ø 98,5 mm

Höhe 10 mm	259335 114,00
Höhe 12 mm	238254 119,00
Höhe 14 mm	238244 124,00
Höhe 16 mm	217936 134,00
Höhe 18 mm	218395 143,00
Höhe 20 mm	217937 161,00
Höhe 25 mm	217938 180,00

Zirkon BioStar HT weiß, ERNST HINRICHS Dental

Zirkon BioStar HT weiß hat eine extrem hohe Transluzenz durch spezielles Tosoh-Material. Eine individuelle Bemalung nach dem Fräsen und vor dem Endsintern ermöglicht die Herstellung von individualisierten Zirkongerüsten. Verwendung von Standard Sintertemperaturen (1450°C bei 2 Std. Haltezeit)



Stück, Ø 98,5 mm

Höhe 12 mm	259348 139,00
Höhe 14 mm	259349 152,50
Höhe 16 mm	259350 169,00
Höhe 18 mm	259351 182,50
Höhe 20 mm	259352 204,00
Höhe 25 mm	259353 237,00

Vollanatomische Fräsungen sind möglich (im Übrigen auch bei unseren anderen Blanks) und ermöglichen so die Herstellung von Zirkongerüsten in einem Arbeitsgang, ohne dass diese noch nachträglich mit Keramik beschichtet werden müssen. Durch den Zusatz von Aluminiumoxid ergibt sich zusätzlich eine erhöhte hydrothermale Alterungsbeständigkeit.



Weitere Systemkomponenten, die hier nicht aufgeführt sind, sind durch uns lieferbar. Fragen Sie unsere Fachberater.

CAD/CAM/3D-Druck

7

Rohlinge Hinrichs

Zirkon Biostar HT Colour, ERNST HINRICHS Dental

Zirkon Biostar HT Colour ist ein voreingefärbtes hochtransluzentes Zirkoniumdioxid, lieferbar in den VITA Farben A1, A2, A3, A3,5. Die Gerüste können bei Bedarf mit den handelsüblichen und für Zirkonoxidkeramik zugelassenen Färbelösungen an die gewünschte Zahnfarbe angepasst werden.



Stück, Ø 98,5 mm

Farbe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Farbe A1, Höhe 14 mm	259354	161,00
Farbe A2, Höhe 14 mm	259356	161,00
Farbe A3, Höhe 14 mm	259361	161,00
Farbe A3,5, Höhe 14 mm	259367	161,00
Farbe A2, Höhe 16 mm	259357	182,50
Farbe A3, Höhe 16 mm	259363	182,50
Farbe A1, Höhe 18 mm	259355	199,00
Farbe A2, Höhe 18 mm	259358	199,00
Farbe A3, Höhe 18 mm	259364	199,00
Farbe A3,5, Höhe 18 mm	259368	199,00
Farbe A2, Höhe 20 mm	259359	219,00
Farbe A3, Höhe 20 mm	259365	219,00
Farbe A2, Höhe 25 mm	259360	261,00
Farbe A3, Höhe 25 mm	259366	261,00

Zirkon Biostar HT Smile weiß, ERNST HINRICHS Dental

Zirkon Biostar HT Smile weiß ist ein hochtransluzentes Zirkoniumdioxid für maximal dreigliedrige Brücken im Front- und Seitenzahnbereich mit reduzierter Biegezugfestigkeit von 600 MPa.

- Transluzent wie Lithium-Disilikat
- Besonders geeignet für den Frontzahnbereich
- Für Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers
- Max. 3 gliedrige Brücken (vollanatomisch oder reduziert)
- Absolut biokompatibel
- Sintertemperatur: 1.450 °C/ 2 h Haltezeit



Stück, Ø 98,5 mm

Höhe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Höhe 12 mm	259369	146,00
Höhe 14 mm	259370	161,00
Höhe 16 mm	259371	176,00
Höhe 18 mm	259372	189,00
Höhe 20 mm	259373	214,00
Höhe 25 mm	266638	247,50

Zirkon Biostar HT Smile Colour, ERNST HINRICHS Dental

Zirkon BioStar HT Smile Colour. Voreingefärbtes hochtransluzentes Zirkoniumdioxid, lieferbar in 4 Farben (A1, A2, A3, A3,5). Lieferbar in den Höhen 14 mm und 18 mm.



Stück, Ø 98,5 mm

Farbe	Höhe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Farbe A1 - D2	14 mm	s. Tab.	161,00
Farbe A1-D2	18 mm	s. Tab.	206,00

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	B3	C2	D2
HT Smile 14mm	259374	259376	259378	259380	266642	266645	266647	266644
HT Smile 18mm	259375	259377	259379	259381	266646	266643	266648	266649

Zirkon Biostar HT Smile Multilayer, ERNST HINRICHS Dental

Höchst transluzente Multilayer / ideale Basis für monolythische Gerüste. Zirkon BioStar HT Smile Multilayer ist ein mehrschichtig voreingefärbtes, extrem hochtransluzentes Zirkon. Durch optimierte Produktionsabläufe konnte ein natürlicher, fließender Farbverlauf im Zahnschmelz-, Dentin und Zahnhalsfarbbereich erreicht werden. Die Indikation für bis zu 3-gliedrige Gerüste ermöglicht ein großes Einsatzspektrum.



Stück, Ø 98,5 mm

Farbe	Höhe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Farbe A2	14 mm	259382	199,00
Farbe A3	14 mm	259385	199,00
Farbe A2	18 mm	259383	239,00
Farbe A3	18 mm	259386	239,00
Farbe A2	22 mm	259384	269,00
Farbe A3	22 mm	259387	269,00

Rohlinge Ivoclar Vivadent technical

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

IPS Empress CAD Cerec / inLab C14, Ivoclar Vivadent technical

IPS Empress CAD Cerec / inLab C14 sind Keramikblocks zur Herstellung von Kronen. BL Blocks für die Bleaching Variante. LT Blocks sind von geringerer Transparenz und höherem Helligkeitswert.

- C14 Blocks für Kronen



Packung 5 Stück C14

LT A1 - D3 Blocks
BL Blocks

s. Tab. **67,45**
s. Tab. **67,45**

Farbe	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C2	D3
LT-Blocks	-	-	-	-	186313	184231	185591	186315	186316	186317	185501	184250	185503
Bleach-Blocks	181769	186337	186342	186344	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IPS Empress CAD Cerec / inLab I12, Ivoclar Vivadent technical

IPS Empress CAD Cerec / inLab I12 sind Keramikblocks zur Herstellung von größeren Inlays und Kronen. HT Blocks sind von höherer Transluzenz und niedrigem Helligkeitswert. Die LT Blocks sind von geringerer Transparenz und höherem Helligkeitswert. BL Blocks für die Bleaching Variante.

- I12 Blocks für größere Inlays und Kronen



Packung 5 Stück I12

HT A1 - D3
LT A1 - D3
BL 1 - BL 3

s. Tab. **67,45**
s. Tab. **67,45**
s. Tab. **67,45**

Farbe	BL1	BL2	BL3	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C2	D3
HT-Blocks	-	-	-	185573	185574	183447	185576	186305	186306	186307	186308	186309
LT-Blocks	-	-	-	185587	184227	185589	184228	186328	186329	186330	184229	186331
Bleach-Blocks	186351	186354	186355	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IPS Empress CAD Cerec / inLab C14 Multi, Ivoclar Vivadent technical

IPS Empress CAD Cerec / inLab C14 Multi sind Keramikblocks zur Herstellung von Kronen. Multi Blocks sind polychromatisch geschichtet.

- C14 Blocks für Kronen
- C14L Blocks sind etwas größer



Packung 5 Stück C14 Multi

Multi A1 - B1
Multi A1 L - B1 L

s. Tab. **87,25**
s. Tab. **87,25**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1
Multi Blocks	186356	185457	183946	185500	186357
Multi Blocks L	186297	184232	185252	185670	186298

IPS Empress CAD Cerec / inLab I12 Multi, Ivoclar Vivadent technical

IPS Empress CAD Cerec / inLab I12 Multi Keramikblocks zur Herstellung von Kronen. Multi Blocks sind polychromatisch geschichtet.

- I12 Blocks für größere Inlays und Kronen



Packung 5 Stück I12 Multi

Multi A1 - B1

s. Tab. **87,25**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1
Multi Blocks	186358	185249	185250	184230	186359

Rohlinge IvoclarVivadent technical

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

IPS e.max CAD Abutment Solutions Cerec / inLab A14, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max CAD Abutment Solutions Cerec / inLab A14 sind Lithium-Disilikat-Blöcke zur Herstellung von implantatgetragenen Hybrid-Versorgungen von Einzelzähnen. Mit vorgefertigter Schnittstelle für Sirona Ti-Base.

Indikationen:

- MO + LT Hybrid-Abutments im Front- und Seitenzahnggebiet zur Einzelzahnversorgung
- LT Hybrid-Abutment-Kronen im Front- und Seitenzahnggebiet



Packung 5 Stück

MO A14 (S)	s. Tab.	209,50
MO A14 (L)	s. Tab.	209,50
LT A14 (S)	s. Tab.	209,50
LT A14 (L)	s. Tab.	209,50

Farbe	MO 0	MO 1	MO 2	MO 3	MO 4				
MO A14 (S)	232746	232757	232759	232760	232761				
MO A14 (L)	232764	232765	232766	232767	232768				
Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	C1	C2	D2
LT A14 (S)	248403	248404	248405	248406	248407	248408	248409	248410	248411
LT A14 (L)	248412	248413	248414	248415	248416	248417	248418	248419	248420

IPS e.max CAD for PrograMill, Ivoclar Digital

IPS e.max CAD for PrograMill ist die vielseitige und zuverlässige Lithium-Disilikat-Glaskeramik für die CAD/CAM-Anwendung in Labor und Praxis. Sie ist für Einzelzahnrestaurationen und 3-gliedrige Brücken (Prämolarenbereich) indiziert. Nach der Nassbearbeitung in einer PrograMill CAD/CAM-Maschine folgt die Kristallisation. Die Restaurationen werden abschliessend entweder poliert, mit Malfarben charakterisiert oder mit Schichtmassen verblendet.



Packung 5 Stück

HT Blocks I12 BL1 - D4	s. Tab.	125,00
HT Blocks C14 BL1 - D4	s. Tab.	125,00

Packung 5 Stück

MT Blocks C14 BL2 - B1	s. Tab.	125,00
------------------------	---------	---------------

Packung 5 Stück

LT Blocks C14 BL1 - D4	s. Tab.	125,00
LT Blocks C16 BL2 - D2	s. Tab.	169,00

Packung 3 Stück

LT Blocks B32 BL2 - D2	s. Tab.	221,00
------------------------	---------	---------------

Packung 5 Stück

MO Blocks C14 MO 0	258761	125,00
MO Blocks C14 MO 1	258762	125,00
MO Blocks C14 MO 2	258763	125,00
MO Blocks C14 MO 3	258764	125,00
MO Blocks C14 MO 4	258765	125,00

Packung 5 Stück

Impulse Opal C14 O1	258759	137,00
Impulse Opal C14 O2	258760	137,00

Farbe	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT I12	258813	258814	258815	258816	258817	258818	258819	258820	258821	258822	258823	258824	258825	258826	258827	258828	258829	258830	258831	258832
HT C14	258833	258834	258835	258836	258837	258838	258839	258840	258841	258842	258843	258844	258845	258846	258847	258848	258849	258850	258851	258852
MT C14	-	258806	258807	258808	258809	258810	258811	-	-	258812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LT C14	258766	258767	258768	258769	258770	258771	258772	258773	258774	258775	258776	258777	258778	258779	258780	258781	258782	258783	258784	258785
LT C16	-	258786	-	-	258787	258788	258789	258790	-	258791	258792	-	-	258793	258794	-	-	258795	-	-
LT B32	-	258796	-	-	258797	258798	258799	258800	-	258801	258802	-	-	258803	258804	-	-	258806	-	-

CAD/CAM/3D-Druck

7

Rohlinge Ivoclar Vivadent technical

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

IPS e.max CAD Abutment Solutions Cerec / inLab A16, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max CAD Abutment Solutions Cerec / inLab A16 sind Lithium-Disilikat-Blöcke zur Herstellung von implantatgetragenen Hybrid-Versorgungen von Einzelzähnen. Mit vorgefertigter Schnittstelle für Sirona Ti-Base.

Indikationen:

- Hybrid-Abutments im Front- und Seitenzahngebiet zur Einzelzahnversorgung
- Hybrid-Abutment-Kronen im Front- und Seitenzahngebiet



Packung 5 Stück

LT A16 (S)
LT A16 (L)

s. Tab. **251,50**
s. Tab. **251,50**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	C1	C2	D2	BL2
LT A16 (S)	232748	232779	232780	232781	232782	232783	232784	232786	232792	232815
LT A16 (L)	232795	232797	232798	232799	232800	232801	232802	232803	232804	232817

IPS e.max CAD Cerec / inLab A-D, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max CAD Cerec / inLab A-D sind Blocks, die sich aufgrund Ihrer Transluzenz ideal für vollanatomische und Cut-Back - Restaurationen eignen. Die Seitenzahnrestaurationen können lediglich glasiert oder individuell bemalt werden. Im Frontzahnbereich kommt eher die 'Cut-Back-Technik' zum Einsatz. Komplettierung erfolgt dann mit IPS e.max Ceram Schichtmassen. Sie können sowohl konventionell als auch adhäsiv befestigt werden.

- HT Blocks sind von höherer Transluzenz und niedrigem Helligkeitswert
- LT Blocks sind von geringerer Transparenz und höherem Helligkeitswert



Packung 5 Stück

HT Blocks I12 A1 - D4
LT Blocks I12 A1 - D4

s. Tab. **125,00**
s. Tab. **119,00**

Packung 3 Stück

LT Blocks B32 A1 - D4
HT Blocks B40 A1 - D4
HT Blocks B40L A1 - D4

s. Tab. **221,00**
s. Tab. **226,00**
s. Tab. **235,00**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT Blocks I12	34741	34743	34747	34750	34754	34756	34758	34760	34761	34769	34773	34775	34776	34777	34784	34786
LT Blocks I12	191422	191425	191426	191427	34713	191428	191430	191431	34714	34715	191433	34716	34723	34727	191434	34728
HT Blocks C14	34801	33826	34803	34811	34813	34819	34820	34832	34833	34834	34850	34851	34852	34853	34859	34871
LT Blocks C14	191435	191436	191440	191442	34729	191444	191452	191453	34731	34732	191467	34733	34735	34736	191468	34738
LT Blocks B32	232805	232806	232807	232808	-	232809	232810	-	-	232811	232812	-	-	232813	-	-
HT Blocks B40	214214	214219	214681	214224	-	214232	214241	-	-	214242	214243	-	-	214244	-	-
HT Blocks B40	232819	232820	232821	232822	-	232824	232825	-	-	232827	232828	-	-	232829	-	-

IPS e.max CAD LT BL Cerec / inLab, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max CAD LT BL Cerec / inLab sind Blocks, die sich aufgrund Ihrer Transluzenz ideal für vollanatomische und Cut-Back Restaurationen eignen. Die Seitenzahnrestaurationen können lediglich glasiert oder individuell bemalt werden. Im Frontzahnbereich kommt eher die Cut-Back Technik zum Einsatz. Komplettierung erfolgt dann mit IPS e.max Ceram Schichtmassen. Sie können sowohl konventionell als auch adhäsiv befestigt werden.



Packung 5 Stück

C14 BL1 - BL4
I12 BL1 - BL4
C16 BL2

s. Tab. **125,00**
s. Tab. **125,00**
232814 **169,00**

Packung 3 Stück

B32 BL2
B40 BL2
B40L BL2

232818 **221,00**
214245 **226,00**
232830 **235,00**

Farbe	BL1	BL2	BL3	BL4
C14-Blocks	191473	191474	191475	191476
I12-Blocks	191469	191470	191471	191472

CAD/CAM/3D-Druck

7

Rohlinge IvoclarVivadent technical

IPS e.max CAD MT Cerec / inLab C14, Ivoclar Vivadent technical
 IPS e.max CAD MT Cerec / inLab C14 sind medium-transluzente Schleifblöcke aus Lithium-Disilikat, ideal für die Herstellung heller Restaurationen. Die Verarbeitung und Kristallisation erfolgt analog wie bei IPS e.max CAD HT und LT.



Packung 5 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1 C14	248421 125,00
A2 C14	248422 125,00
A3 C14	248423 125,00
B1 C14	248424 125,00
BL2 C14	248425 125,00
BL3 C14	248426 125,00
BL4 C14	248427 125,00

IPS e.max CAD MO Cerec / inLab C14, Ivoclar Vivadent technical
 IPS e.max CAD MO Cerec / inLab C14 für inLab sind Glaskeramik-Blöcke für die CAD/CAM-Technik.
 • Speziell für das Cerec / inLab entwickelt
 • Weitere Verblendung mit IPS e.max Ceram



Packung 5 Stück C14

MO 0	168064 125,00
MO 1	168065 125,00
MO 2	168066 125,00
MO 3	168067 125,00
MO 4	168068 125,00

IPS e.max CAD Crystallization Shades, Ivoclar Vivadent technical
 IPS e.max CAD Crystallization Shades sind gebrauchsfähige «Dentin»-Malfarben in Spritzen. Zur Individualisierung transluzenter IPS e.max CAD Blöcke bei wenig, oder nicht verfärbten Stümpfen.



Spritze 3 g

Shade I1	191482 48,80
Shade I2	191483 48,80
Shade 0	191477 48,80
Shade 1	191478 48,80
Shade 2	191479 48,80
Shade 3	191480 48,80
Shade 4	191481 48,80

IPS e.max CAD Crystallization Stains, Ivoclar Vivadent technical
 IPS e.max CAD Crystallization Stains sind gebrauchsfähige Malfarben in Spritzen. Zur Individualisierung transluzenter IPS e.max CAD Blöcke bei wenig oder nicht verfärbten Stümpfen.



Spritze 1 g

white	191484 23,95
creme	191485 23,95
sunset	191486 23,95
copper	191487 23,95
olive	191488 23,95
khaki	191489 23,95
mahogany	191490 23,95

IPS e.max CAD Crystallization Glaze, Ivoclar Vivadent technical
 IPS e.max CAD Crystallization Glaze ist ein Spray für den Glasurbrand mit IPS e.max CAD Crystallization Massen. Die Shades und Stains können mit IPS e.max CAD Crystallization Glaze Liquid leicht verdünnt werden.



Spritze 3 g

Glaze Paste	191491 49,80
Glaze Paste FIUO	259473 49,80

Packung

Glaze Spray 270 ml	191492 83,10
Glaze Liquid 15 ml	191494 21,10

Rohlinge IvoclarVivadent technical

IPS e.max ZirCAD Cerec / inLab, Ivoclar Vivadent technical
 IPS e.max ZirCAD Cerec / inLab sind Zirkonoxid-Blocks für die CAD/CAM Technik im Cerec / inLab.

- Teilgesinterte Blöcke zum Schleifen mit Cerec / inLab
- Gerüste sind teil- oder vollanatomisch mit IPS e.max ZirPress überpressbar
- Keramische Schichtung mit IPS e.max Ceram möglich



Packung 1 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
B55 für MC XL	s. Tab. 73,10
B65 für MC XL	s. Tab. 112,00
B65 L für MC XL	s. Tab. 184,50
B85 L für MC XL	s. Tab. 238,50

Packung 3 Stück

B40	s. Tab. 104,50
B40 L	s. Tab. 114,00
B55 für MC XL	s. Tab. 73,10
B65 für MC XL	s. Tab. 314,50
B65 L für MC XL	s. Tab. 184,50
B85 L für MC XL	s. Tab. 238,50

Packung 5 Stück

C13	s. Tab. 66,65
C15	s. Tab. 89,90
C15 L	s. Tab. 102,50

Packung 9 Stück

B40	s. Tab. 104,50
B40 L	s. Tab. 327,50

Packung 25 Stück

C13	s. Tab. 66,65
C15	s. Tab. 89,90
C15 L	s. Tab. 488,50

Blockgröße	C13	C15	C15L		B40	B40L		B55		B65	B65L	B85L
Packung	5 Stück	5 Stück	5 Stück	25 Stück	3 Stück	3 Stück	9 Stück	1 Stück	3 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
MO0	35036	168087	183534	183535	168089	183537	183538	191405	-	191411	37122	37200
MO1	35039	21549	21554	21556	21559	21563	21565	21567	-	21571	37133	37202
MO2	35040	19911	21555	21557	21560	21564	21566	21568	21570	21572	37135	37204

IPS e.max ZirCAD LT Cerec / inLab A-D, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max ZirCAD LT Cerec / inLab A-D ist ein hervorragendes Produkt aus der Kategorie Rohlinge IvoclarVivadent technical für professionellen Laborbedarf. IPS e.max ZirCAD ist das vielseitige Zirkonoxid-System und steht für hohe Festigkeit und Bruchzähigkeit. Dank dieser Eigenschaften können Wandstärken deutlich reduziert werden. Das Ergebnis sind natürlich wirkende Restaurationen mit perfekter Balance zwischen geringer Wandstärke und optimaler Transluzenz. Zur Anwendung im Cerec / inLab System.



Packung 5 Stück

LT Blocks C17 A-D, Bleach	s. Tab. 111,50
---------------------------	----------------

Packung 3 Stück

LT Blocks B45 A-D, Bleach	s. Tab. 123,00
---------------------------	----------------

Farbe	BL	A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2
LT Blocks C17	261277	260241	259414	259413	261278	261279	261280	261281
LT Blocks B45	261282	260242	259412	259176	261283	261284	261285	261286

Rohlinge IvoclarVivadent technical

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Tetric CAD, Ivoclar Vivadent technical

Tetric CAD ist ein ästhetischer Composite Block für effizient hergestellte, indirekte Einzelzahnrestaurationen mittels CAD/CAM-Technologie. Tetric CAD basiert auf der bewährten Tetric Technologie. Durch den ausgeprägten Chamäleon-Effekt gliedern sich Tetric CAD-Restaurationen optisch natürlich in die Restzahnsubstanz ein. Die Blöcke sind in den Transluzenzstufen MT und HT in jeweils 5 bzw. 4 Farben und in den Größen I12 und C14 verfügbar.



Packung 5 Stück

HT A1 - A3,5 I12	s. Tab.	121,50
HT A1 - A3,5 C14	s. Tab.	121,50
MT A1 - A3,5 I12	s. Tab.	121,50
MT A1 - A3,5 C14	s. Tab.	121,50
MT BL I12	263703	121,50
MT BL C14	263712	121,50

Farbe	A1	A2	A3	A3,5
HT / I12	263643	263662	263664	263698
HT / C14	263704	263705	263706	263707
MT / I12	263699	263700	263701	263702
MT / C14	263708	263709	263710	263711

CAD/CAM/3D-Druck

IPS Ivocolor, Ivoclar Vivadent technical

IPS Ivocolor ist ein universelles Malfarben- und Glasursortiment für die individuelle Bemalung und Charakterisierung aller IPS Press-, CAD- und Schichtkeramiken. Brenntemperatur von 710°C im WAK-Bereich von 9,45 - 16,6.



Glas 1,8 g

Essence E01 - E23	s. Tab.	15,95
Glaze Powder 1,8 g	248504	12,70
Glaze Powder Fluo 1,8 g	248505	12,70

Glas 3 g

Shade Dentin SD0 - SD8	s. Tab.	37,35
Shade Incisal SI1 - SI3	s. Tab.	37,35
Glaze Paste 3 g	248508	37,35
Glaze Paste Fluo 3 g	248509	37,35

Glas 5 g

Glaze Powder 5 g	248506	35,30
Glaze Powder Fluo 5 g	248507	35,30

Glas 9 g

Glaze Paste 9 g	248510	111,00
Glaze Paste Fluo 9 g	248511	111,00

Flasche 15 ml

Essence Fluid 15 ml	248514	26,40
Mixing Liquid Allround	248512	26,40
Mixing Liquid Longlife	248513	26,40

Farbe	white	creme	lemon	sunset	copper	hazel	olive	khaki	teracotta	maho	cappu
Ivocolor Essence	248469	248470	248471	248472	248473	248474	248475	248476	248477	248478	248479
Farbe	terra	profundo	ocean	sapphire	anthrazit	black	rose	coral	basic blue	basic red	basic yellow
Ivocolor Essence	248481	248482	248483	248484	248485	248486	248487	248488	248491	248489	248490
Shade Dentin Farbe	SD0	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6	SD7	SD8		
Shade Dentin	248492	248493	248494	248495	248496	248497	248498	248499	248503		
Shade Incisal Farbe	SI1	SI2	SI3								
Shade Incisal	248500	248501	248502								

7

Rohlinge Ivoclar Vivadent technical

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

IPS e.max ZirCAD MT Multi Disc, Ivoclar Digital

Polychromatische MT Multi-Scheiben mit Farb- und Transluzenzverlauf. IPS e.max ZirCAD MT Multi ist prädestiniert für den Front- und Seitenzahnbereich. Eine optimierte Rohstoffmischung sorgt für verbesserte mechanische Eigenschaften (850 MPa). Der Farb- und Transluzenzverlauf verleiht monolithischen Kronen und Brücken auch ohne Charakterisierung ein Maximum an Ästhetik und steigert die Effizienz im Labor. Die Reproduktion der Zahnfarbe wird durch die polychromatischen Scheiben in den A/D-Farben erleichtert.



Stück

Ø 98,5 mm / Stärke 16 mm BL1 - D3
Ø 98,5 mm / Stärke 20 mm BL1 - D3

s. Tab. **204,00**
s. Tab. **224,50**

Farbe	BL1	BL3	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	C1	C2	C3	D2	D3
Multi MT 98,5 x 16 mm	258959	278970	258960	258961	258962	278969	258963	258964	278971	258965	278972	258966	278973
Multi MT 98,5 x 20 mm	258967	278975	258968	258969	258970	278974	258971	258972	278976	258973	278977	258974	278978

IPS e.max ZirCAD MT Disc, Ivoclar Digital

IPS e.max ZirCAD Discs in der Transluzenzstufe MT. Nach der Trockenbearbeitung in einer PrograMill CAD/CAM-Maschine erfolgt bei uneingefärbten Restaurationen die optionale Pinselinfiltration. Oder die Verblendung mit IPS e.max Ceram.



Stück

Ø 98,5 mm / Stärke 14 mm BL1 - D2
Ø 98,5 mm / Stärke 18 mm BL1 - D2

s. Tab. **163,00**
s. Tab. **183,50**

Farbe	BL1	A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2
MT 98,5 x 14 mm	258943	258944	258945	258946	258947	258948	258949	258950
MT 98,5 x 18 mm	258951	258952	258953	258954	258955	258956	258957	258958

IPS e.max ZirCAD LT Disc, Ivoclar Digital

IPS e.max ZirCAD Discs in der Transluzenzstufe LT. Nach der Trockenbearbeitung in einer PrograMill CAD/CAM-Maschine erfolgt bei uneingefärbten Restaurationen die optionale Pinselinfiltration. Oder die Verblendung mit IPS e.max Ceram.



Stück

LT Ø 98,5 mm / Stärke 10 mm
LT Ø 98,5 mm / Stärke 12 mm
LT Ø 98,5 mm / Stärke 14 mm
LT Ø 98,5 mm / Stärke 16 mm
LT Ø 98,5 mm / Stärke 18 mm
LT Ø 98,5 mm / Stärke 20 mm
LT Ø 98,5 mm / Stärke 25 mm

s. Tab. **132,50**
s. Tab. **143,00**
s. Tab. **153,00**
s. Tab. **163,00**
s. Tab. **173,50**
s. Tab. **183,50**
s. Tab. **224,50**

Farbe	0	1	2	3	4	sun	sun chroma
LT 98,5 x 10 mm	258877	258878	258879	258880	258881	258882	258883
LT 98,5 x 12 mm	258884	258885	258886	258887	258888	258889	258890
LT 98,5 x 14 mm	258891	258892	258893	258894	258895	258896	258897
LT 98,5 x 16 mm	258898	258899	258900	258901	258902	258903	258904
LT 98,5 x 18 mm	258905	258906	258907	258908	258909	258910	258911
LT 98,5 x 20 mm	258912	258913	258914	258915	258916	258917	258918
LT 98,5 x 25 mm	258919	258920	258921	258939	258940	258941	258942

CAD/CAM/3D-Druck

7

Rohlinge Ivoclar Vivadent technical

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

IPS e.max ZirCAD MO Disc, Ivoclar Digital

IPS e.max ZirCAD Discs in der Transluzenzstufe MO. Nach der Trockenbearbeitung in einer PrograMill CAD/CAM-Maschine erfolgt bei uneingefärbten Restaurationen die optionale Pinselinfiltration. Anschließend erfolgt die Verblendung mit IPS e.max Ceram.



Stück

MO Ø 98,5 mm / Stärke 10 mm
 MO Ø 98,5 mm / Stärke 14 mm
 MO Ø 98,5 mm / Stärke 18 mm
 MO Ø 98,5 mm / Stärke 20 mm
 MO Ø 98,5 mm / Stärke 25 mm

s. Tab. **122,50**
 s. Tab. **143,00**
 s. Tab. **163,00**
 s. Tab. **183,50**
 s. Tab. **214,00**

Farbe	0	1	2	3	4
MO 98,5 x 10 mm	258853	258854	258855	258856	258857
MO 98,5 x 14 mm	258858	258859	258860	258861	258862
MO 98,5 x 18 mm	258863	258864	258865	258866	258867
MO 98,5 x 20 mm	259021	258868	258869	258870	258871
MO 98,5 x 25 mm	258872	258873	258874	258875	258876

CAD/CAM/3D-Druck

7

IPS e.max ZirCAD Prime, Ivoclar Digital

Als „One-Disc-Solution“ ist IPS e.max ZirCAD Prime die Lösung für verschiedenste klinische Situationen. Das innovative Zirkonoxid vereint High-end-Ästhetik, hohe Festigkeit und Flexibilität in einer Scheibe.

Indikationen

- Vollanatomische Kronen
- Vollanatomische 3- bis vielgliedrige Brücken im Front- und Seitenzahnbereich
- Kronen- und Brückengerüste für 3- bis vielgliedrige Brücken



Ronde 98,5 / 16 mm

BL1 - BL4, A1 - D4

s. Tab. **224,50**

Ronde 98,5 / 20 mm

BL1 - BL4, A1 - D4

s. Tab. **247,00**

Farbe	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
98,5 x 16 mm	270256	270257	270258	270259	270260	270262	270263	270264	270265	270266	270267	270268	270269	270270	270271	270272	270273	270274	270275	270276
98,5 x 20 mm	270277	270278	270279	270280	270281	270282	270283	270284	270285	270286	270287	270288	270289	270290	270291	270292	270293	270294	270295	270296

IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids, Ivoclar Digital

IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids sind gebrauchsfertige, wässrige Metallsalz-Lösungen zur Einfärbung von ungesinterten Restaurationen aus IPS e.max ZirCAD MT BL bzw. LT in der Pinselinfiltrationstechnik.



Flasche 60 ml

Colouring Liquid LT A1 - D4
 Colouring Liquid MT A1 - D4

s. Tab. **41,45**
 s. Tab. **41,45**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
ZirCAD LT Colouring Liquid	258975	258976	258977	258978	258979	258980	258981	258982	258983	258984	258985	258986	258987	258988	258989	258990
ZirCAD MT Colouring Liquid	258997	258998	258999	259000	259001	259002	259003	259004	259005	259006	259007	259008	259009	259010	259011	259012

Rohlinge IvoclarVivadent technical

IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids Effect, Ivoclar Digital

IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids Effect sind gebrauchsfertige, wässrige Metall-salz-Lösungen zur Einfärbung von ungesinterten Restaurationen aus IPS e.max ZirCAD MT BL bzw. LT in der Pinselinfiltrationstechnik.



Flasche 15 ml

LT Colouring Liquids Effect

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 46,75

Farbe	blue	violet	grey	orange	brown	purple
ZirCAD LT Colouring Liquid Effect	258991	258992	258993	258994	258995	258996
ZirCAD MT Colouring Liquid Effect	259013	259014	259015	259016	259017	

IPS e.max ZirCAD Colouring Liquid Indicator / Diluter, Ivoclar Digital

IPS e.max ZirCAD Colouring Liquid Indikatoren sind Farbkonzentrate in den Farben Rot, Blau und Gelb zur Einfärbung von IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids und dienen der Kontrolle der Farbgebung bei der Einfärbung von Zirkoniumoxidrestaurationen vor dem Sintern. Dies erleichtert die Herstellung von reproduzierbaren Farbergebnissen.

Der IPS e.max ZirCAD Colouring Liquid Diluter ist eine Flüssigkeit zur Verdünnung von IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids. Auf diese Weise können Färbeliquids mit geringerer Färbewirkung hergestellt und somit hellere Farbtöne erzielt werden.



Flasche 15 ml

Liquid Indicator yellow

259018 18,80

Liquid Indicator red

259019 18,80

Liquid Indicator blue

259020 18,80

Flasche 60 ml

Colouring Liquid Diluter

259040 18,90

SR Vivodent CAD LT, Ivoclar Digital

SR Vivodent CAD sind zahnfarbene Scheiben aus DCL-Material für die CAD/CAM-Technologie. Aus ihnen werden im abtragenden Fertigungsverfahren definitive Prothesenzähne oder Zahnsegmente für die digitale abnehmbare Prothetik hergestellt.



Stück

Vivodent CAD LT A1, 98.5x20 mm	258646	83,25
Vivodent CAD LT A2, 98.5 x 20 mm	258647	83,25
Vivodent CAD, LT A3, 98.5 x 20 mm	258648	83,25
Vivodent CAD LT A3,5, 98.5 x 20 mm	258649	83,25
Vivodent CAD LT B1, 98.5 x 20 mm	258650	83,25
Vivodent CAD LT B3, 98.5 x 20 mm	258651	83,25
Vivodent CAD LT BL3, 98.5 x 20 mm	258645	83,25
Vivodent CAD LT C2, 98.5 x 20 mm	258652	83,25
Vivodent CAD LT D2, 98.5 x 20 mm	258653	83,25

SR Vivodent CAD Multi, Ivoclar Digital

SR Vivodent CAD Multi sind zahnfarbene multichromatische Scheiben aus DCL-Material für die CAD/CAM-Technologie. Aus den SR Vivodent CAD Multi-Scheiben werden im abtragenden Fertigungsverfahren definitive Prothesenzähne für die abnehmbare Prothetik hergestellt.



Stück

Vivodent CAD Multi, BL3 98,5x20 mm	270486	102,00
Vivodent CAD Multi, A1 98,5x20 mm	270487	102,00
Vivodent CAD Multi, A2 98,5x20 mm	270488	102,00
Vivodent CAD Multi, B1 98,5x20 mm	270491	102,00
Vivodent CAD Multi, B3 98,5x20 mm	270492	102,00
Vivodent CAD Multi, D2 98,5x20 mm	270493	102,00

Rohlinge Ivoclar Vivadent technical

Colado CAD CoCr4, Ivoclar Digital

Colado CAD CoCr4 sind Scheiben aus einer Kobalt-Chrom-Legierung. Verblendet wird mit den gängigen Ivoclar Vivadent-Verblendmaterialien, z.B. der Metallkeramik IPS Style oder dem Labor-Composite SR Nexco.

Colado CAD CoCr4 besitzt einen WAK von $14,4 \cdot 0,5 \times 10^{-6}/K$.



Stück

- Colado CAD COCR4, 98.5-8MM
- Colado CAD COCR4, 98.5-10MM
- Colado CAD COCR4, 98.5-12MM
- Colado CAD COCR4, 98.5-13.5MM
- Colado CAD COCR4, 98.5-15MM
- Colado CAD COCR4, 98.5-18MM
- Colado CAD COCR4, 98.5-20MM
- Colado CAD COCR4, 98.5-24.5MM

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

- 258710 **191,50**
- 258711 **203,50**
- 258712 **215,00**
- 258713 **224,50**
- 258714 **233,50**
- 258715 **263,00**
- 258716 **299,50**
- 258717 **347,00**

Colado CAD Ti5, Ivoclar Digital

Colado CAD Ti5 sind Scheiben aus einer Titan-Legierung. Sie eignen sich beispielsweise für Kronen, Implantat-Arbeiten, weitspannige Brücken sowie Stege. Der WAK liegt bei $10,3 \cdot 0,5 \times 10^{-6}/K$. Die Verblendung erfolgt mit dem lichthärtenden Labor-Composite SR Nexco®.



Stück

- Ti5, 98.5 / 8 mm
- Ti5, 98.5 / 10 mm
- Ti5, 98.5 / 12 mm
- Ti5 98.5 / 13.5 mm
- Ti5 98.5 / 15 mm
- Ti5 98.5 / 18 mm
- Ti5 98.5 / 20 mm

- 258718 **104,00**
- 258719 **109,00**
- 258720 **114,00**
- 258721 **120,00**
- 258722 **125,00**
- 258723 **135,00**
- 258724 **146,00**

Telio CAD, Ivoclar Digital

Telio CAD sind hochvernetzte PMMA - Scheiben für die digitale Herstellung temporärer Kronen, Brücken sowie Implantat-Versorgungen (Telio CAD Monolithic Solutions, Telio CAD Abutment Solutions). Dank des industriellen Polymerisationsprozesses ist das Material sehr homogen und es kann leicht verarbeitet werden. Vor dem Einsetzen reicht es, die Restauration zu polieren. Optional kann sie mit den Mal-farben und Schichtmassen des lichthärtenden Labor-Composites SR Nexco individualisiert werden.



Stück

- LT 98,5 x 16 mm, A1-D2
- LT 98, x 20 mm, A1-D2
- LT 98,5 x 25 mm, A1-D2
- LT, BL3, 16 mm
- LT BL3, 20 mm
- LT BL3, 25 mm

- s. Tab. **72,85**
- s. Tab. **78,05**
- s. Tab. **88,45**
- 258675 **72,85**
- 258684 **78,05**
- 258693 **88,45**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1	B3	C2	D2
Telio CAD LT 16 mm	258676	258677	258678	258679	258680	258681	258682	258683
Telio CAD LT 20 mm	258685	258686	258687	258688	258689	258690	258691	258692
Telio CAD LT 25 mm	258694	258695	258696	258697	258698	258699	258700	258701

Rohlinge IvoclarVivadent technical

ProArt CAD Wax blue, Ivoclar Digital
 ProArt CAD Wax blue eignet sich zur Herstellung verloreener Formen in der Gusstechnik. Wegen des hohen Schmelzpunktes schmierfrei verarbeitbar. Verbrennt rückstandsfrei
 Indikationen:
 Ausbrennbare Restaurationen für die Gusstechnologie



Stück
 blue, 98,5 x 12 mm
 blue, 98,5 x20 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
258706	31,20
258707	40,60

ProArt CAD Wax yellow, Ivoclar Digital
 ProArt CAD Wax yellow ist ideal zum Fräsen für Objekte, die in der Presstechnik hergestellt werden sollten. Dieses Wachs ist speziell auf IPS e.max Press abgestimmt.
 Indikationen:
 Ausbrennbare Restaurationen für die Presstechnologie



Stück
 yellow, 98,5 x 16 mm
 yellow, 98,5 x 20 mm

258704	36,40
258705	40,60

ProArt CAD Splint, Ivoclar Digital
 ProArt CAD Splint sind Ronden aus transparentem PMMA Material, z. B. zur Herstellung okklusionsgetragener Schienen und implantologischer Bohrschablonen.
 Indikationen:
 • Therapeutische Versorgung bei Korrektur von Kiefergelenksproblemen und der Kau-Ebene
 • Okklusionsgetragene Schienen
 • Bohrschablonen



Stück
 Splint clear 98,5 x 16 mm
 Splint clear 98,5 x 20 mm

258702	57,20
258703	62,40

ProArt CAD Try-In, Ivoclar Digital
 ProArt CAD Try-In sind milchig-weiße PMMA-Ronden für die abnehmbare Prothetik, zur Herstellung individueller Löffel, 3D-Bite Plate oder funktionellen Einprobekörpern beim Einsatz von Digital Denture.



Stück
 Try-In white, 98,5 x 30 mm

258654	40,60
--------	-------

Indikationen:
 • Funktionelle Einprobekörper sowie Abform- und Funktionslöffel

Rohlinge IvoclarVivadent technical

ProArt CAD Transfer, Ivoclar Digital

ProArt CAD Transfer Ronden aus Polyoxymethylen (POM) dienen der Herstellung von Transferschablonen, z. B. in der Anwendung von Digital Denture Professional.



Packung, 2 Stück

ProArt CAD Transfer, 98.5x10 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

258644 26,00

ProArt CAD Model, Ivoclar Digital

ProArt CAD Model aus bruchsicherem, beigefarbenem Polyurethan (PU) eignet sich zur digitalen Modellherstellung. Merkmale: abdampfbar, hohe Materialdichte und gleichmäßig glatte Oberflächen.




Stück

ProArt CAD Model beige, 98.5x25 mm

258709 21,85

IvoBase CAD, Ivoclar Digital

IvoBase CAD sind PMMA-Scheiben mit hoher Schlagzähigkeit für die CAD/CAM-Technologie. Aus ihnen werden im abtragenden Fertigungsverfahren Prothesenbasen für die digitale abnehmbare Prothetik hergestellt. Das industrielle Herstellungsverfahren ermöglicht eine homogene Materialqualität. Die 30 mm dicken IvoBase CAD-Scheiben sind in den vier Prothesen-Basisfarben Pink, Pink-V, Preference und 34-V verfügbar.



Stück

Ivobase CAD pink, 98.5 x 30 mm

258655 56,10

Ivobase CAD pink-V, 98.5-30 mm

258656 56,10

IvoBase CAD Preference, 98.5 x 30 mm

258657 56,10

Ivobase CAD 34-V, 98.5 x 30 mm

258658 56,10

Indikationen:

- Einzel-Totalprothesen (Ober- oder Unterkiefer)
- Totalprothesen (Ober- oder Unterkiefer)
- Duplikat-Totalprothesen (Ober- und Unterkiefer)
- Immediat-Totalprothesen (Ober- und Unterkiefer)
- Deckprothese

Everest T-Blanks/-Ronden, KaVo

Everest T-Blanks/Ronden sind industriell hergestellte Blöcke und Ronden aus medizinischem Reintitan (Grad 2), dessen Materialeigenschaften dank der CAD/CAM Technologie über die gesamte Produktion erhalten bleiben (keine alpha-case, keine Lunken wie beim Gießen).

Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Keramisch ästhetisch verblendbar
- Röntgentransluzent
- Geringe Wärmeleitfähigkeit
- Konventionelle Befestigung möglich

Indikation:

- Gerüstkapfen
- Vollkronen
- Brücken bis max. 45 mm Spannweite



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
12	151653 60,90
16	154422 68,30
16/16	155673 72,50

Packung 10 Stück

33/12	148523 207,90
33/16	148483 219,50
45/16	156967 245,70
45/18	161790 261,50

Packung 5 Stück

60/18	183442 324,50
-------	----------------------

Packung 1 Stück

T-Ronde 100 x 12	195795 150,20
T-Ronde 100 x 16	195796 175,40
T-Ronde 100 x 18	195797 185,90

Everest ZS-Blanks/-Ronden, KaVo

Everest ZS-Blanks-Ronden sind Blöcke und Ronden aus vorgesinterem, yttriumstabilisiertes Zirkonoxid.

Eigenschaften:

- Hochästhetisch
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Stabile Biegefestigkeit von 1.155 MPa auch über Jahre
- Herausragende Haltbarkeit
- Konventionelle oder adhäsive Befestigung möglich

Indikationen:

- Für Front- und Seitenzahnkronen
- Für Front- und Seitenzahnbrücken bis 4 Glieder



Packung, 1 Stück

ZS-Ronde 100 x 16	195792 216,30
ZS-Ronde 100 x 20	195793 270,90
ZS-Ronde 100 x 25	195794 324,50

ZS-Blanks 16

12280 **692,00**

ZS-Blanks 20 oversized

12281 **832,70**

Packung 5 Stück

ZS-Blanks B42/20/20	35484 308,70
ZS-Blanks B60/20	148214 421,10

Packung 25 Stück

ZS-Blanks B42/16	12262 1.330,40
ZS-Blanks B60/20	193645 88,00



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Rohlinge Metoxit

Z-CAD One4All, Metoxit

Z-CAD One4All ist ein in weiss, oder in den 16 Vita classical Farben A1-D4 erhältlich, biokompatibles Hochleistungszirkon. Eine charakteristische Festigkeit von über 1000 MPa (biaxiale Messung). Ein Transluzenzwert von 45%. Die flexible Lösung im Laboralltag. Für eine Individualisierung von weissen Einheiten empfehlen wir unser Z-CAD SURFACE Liquid. Es eignet sich hervorragend für die Tauch- sowie Pinselinfiltration.



Stück

98,5 x 10 mm, white
98,5 x 14 mm, white
98,5 x 18 mm, white
98,5 x 25 mm, white

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

271422 **108,00**
271423 **148,00**
271424 **188,00**
271425 **238,00**

A1 - D4, 98,5 x 10 mm
A1 - D4, 98,5 x 14 mm
A1 - D4, 98,5 x 18 mm
A1 - D4, 98,5 x 25 mm

s. Tab. **128,00**
s. Tab. **168,00**
s. Tab. **199,00**
s. Tab. **249,00**

Farbe	white	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Z-CAD One4All 10 mm	271422	271426	271430	271434	271438	271442	271446	271450	271454	271458	271462	271466	271470	271474	271478	271482	271486
Z-CAD One4All 14 mm	271423	271427	271431	271435	271439	271443	271447	271451	271455	271459	271463	271467	271471	271475	271479	271483	271487
Z-CAD One4All 18 mm	271424	271428	271432	271436	271440	271444	271448	271452	271456	271460	271464	271468	271472	271476	271480	271484	271488
Z-CAD One4All 25 mm	271425	271429	271433	271437	271441	271445	271449	271453	271457	271461	271465	271469	271473	271477	271481	271485	271489

Z-CAD One4All Multi, Metoxit

Z-CAD One4All Multi ist ein biokompatibles Hochleistungszirkon, mit nochmals gesteigerter Transluzenz und hoher Festigkeit. Eine Scheibe mit sämtlichen Möglichkeiten. Kronen, Teilkronen, Veneers, Inlays, Onlays und Brücken sind bei diesem Material indiziert. Stegkonstrukte, Suprastrukturen und Hybridprothesen. Das fertiggestellte Z-CAD One4All Material kann monolithisch oder verblendet im Mund eingesetzt werden. Mit einer entsprechenden Zirkon-Verblendkeramik ist eine noch individuellere Gestaltung erfüllbar. Alternativ kann auch mit Zirkon-Presskeramik überpresst werden.



Stück

Multi A1 - D4, 14 mm
Multi A1 - D4, 18 mm
Multi A1 - D4, 22 mm

s. Tab. **168,00**
s. Tab. **199,00**
s. Tab. **239,00**

Z-CAD One4All Multi ist in 16 Vita classical Farben A1-D4* erhältlich. Eine charakteristische Festigkeit von über 1000 MPa. Transluzenzwert von 45%.

NEU

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
14 mm	279883	279886	279889	279892	279895	279898	279901	279904	279907	279910	279913	279916	279919	279922	279925	279928
18 mm	279884	279887	279890	279893	279896	279899	279902	279905	279908	279911	279914	279917	279920	279923	279926	279929
22 mm	279885	279888	279891	279894	279897	279900	279903	279906	279909	279912	279915	279918	279921	279924	279927	279930



Weitere Systemkomponenten, die hier nicht aufgeführt sind, sind durch uns lieferbar. Fragen Sie unsere Fachberater.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Empress CAD für PlanMill I8, Planmeca

Empress CAD für PlanMill I8 sind Keramikblocks zur Herstellung von kleineren und mittleren Inlays in der PlanMill 40 / PlanMill 50. HT Blocks 100 - 300 sind von höherer Transluzenz und niedrigem Helligkeitswert.

- I8 Blocks für kleinere und mittlere Inlays



Packung 5 Stück I8

HT A1 - D3

s. Tab. **77,54**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C2	D3
HT-Blocks	247969	247972	247975	247976	247979	247982	247985	247988	247991

Empress CAD für PlanMill I10, Planmeca

Empress CAD für PlanMill I10 sind Keramikblocks zur Herstellung von größeren Inlays und Kronen. HT Blocks sind von höherer Transluzenz und niedrigem Helligkeitswert. Die LT Blocks sind von geringerer Transparenz und höherem Helligkeitswert. BL Blocks für die Bleaching Variante.

- I10 Blocks für größere Inlays und Kronen



Packung 5 Stück I10

HT A1 - D3

s. Tab. **77,54**

LT A1 - D3

s. Tab. **77,54**

BL1 - BL4

s. Tab. **77,54**

Farbe	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C2	D3
HT-Blocks	-	-	-	-	247967	247971	247973	247992	247977	247980	247983	247986	247989
LT-Blocks	-	-	-	-	247994	247997	247999	248029	248003	248006	248009	248023	248026
Bleach-Blocks	248012	248015	248018	248021	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Empress CAD für PlanMill I12, Planmeca

Empress CAD für PlanMill I12 sind Keramikblocks zur Herstellung von größeren Inlays und Kronen. HT Blocks sind von höherer Transluzenz und niedrigem Helligkeitswert. Die LT Blocks sind von geringerer Transparenz und höherem Helligkeitswert. BL Blocks für die Bleaching Variante.

- I12 Blocks für größere Inlays und Kronen
- V12 zur Herstellung von Veneers und Schalen



Packung 5 Stück I12

HT A1 - D3

s. Tab. **77,54**

LT A1 - D3

s. Tab. **77,54**

BL 1 - BL 3

s. Tab. **77,54**

Packung 5 Stück V12

HT A1 V12

247970 **77,54**

HT A2 V12

247424 **77,54**

HT A3 V12

247425 **77,54**

Farbe	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C2	D3
HT-Blocks	-	-	-	-	247968	247126	247974	247993	247978	247981	247984	247987	247990
LT-Blocks	-	-	-	-	247995	247486	248000	248030	248004	248007	248010	248024	248027
Bleach-Blocks	248013	248016	248019	248022	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Empress CAD für PlanMill C14, Planmeca

Empress CAD für PlanMill C14 sind Keramikblocks zur Herstellung von Kronen. BL Blocks für die Bleaching Variante. LT Blocks sind von geringerer Transparenz und höherem Helligkeitswert.

- C14 Blocks für Kronen



Packung 5 Stück C14

LT A1 - D3 Blocks

s. Tab. **77,54**

BL1 - BL4

s. Tab. **77,54**

Farbe	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C2	D3
LT-Blocks	-	-	-	-	247426	247427	247428	248028	248002	248005	248008	247132	248025
Bleach-Blocks	248011	248014	248017	248020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rohlinge Planmeca

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Empress CAD für PlanMill I12 / C14 Multi, Planmeca

Empress CAD für PlanMill I12 / C14 Multi sind Keramikblocks zur Herstellung von Kronen. Multi Blocks sind polychromatisch geschichtet.

- I12 Blocks für größere Inlays und Kronen
- C14 Blocks für Kronen
- C14L Blocks sind etwas größer



Packung 5 Stück

- I12 Multi A1 - B1, BL1, BL3
- C14 Multi A1 - B1, BL1, BL3
- C14L Multi A1 - B1, BL1, BL3

- s. Tab. **100,15**
- s. Tab. **100,15**
- s. Tab. **100,15**

Farbe	BL1	BL3	A1	A2	A3	A3,5	B1
Multi I12	248045	248048	247651	248034	248037	248039	248042
Multi C14	248043	248046	247652	248032	248035	248038	248040
Multi C14L	248044	248047	248031	248033	248036	248049	248041

e.max CAD für PlanMill A-D Farben, Planmeca

e.max CAD für PlanMill A-D Farben sind Blocks, die sich aufgrund Ihrer Transluzenz ideal für vollanatomische und Cut-Back - Restaurationen eignen. Die Seitenzahnrestorationen können lediglich glasiert oder individuell bemalt werden. Im Frontzahnbereich kommt eher die 'Cut-Back-Technik' zum Einsatz. Komplettierung erfolgt dann mit IPS e.max Ceram Schichtmassen. Sie können sowohl konventionell als auch adhäsiv befestigt werden.

- HT Blocks sind von höherer Transluzenz und niedrigem Helligkeitswert
- LT Blocks sind von geringerer Transparenz und höherem Helligkeitswert



Packung 5 Stück

- HT Blocks I12 A1 - D4
- LT Blocks I12 A1 - D4

- s. Tab. **138,77**
- s. Tab. **138,77**

Packung 5 Stück

- HT Blocks C14 A1 - D4
- LT Blocks C14 A1 - D4
- LT Blocks C16 A1 - D4

- s. Tab. **138,77**
- s. Tab. **138,77**
- s. Tab. **138,77**

Packung 3 Stück

- LT Blocks B32 A1 - D4

- s. Tab. **246,15**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT Blocks I12	247871	247873	247048	247876	247878	247880	247882	247884	247886	247896	247898	247900	247902	247904	247906	247908
LT Blocks I12	247918	247653	247543	247490	247923	247927	247931	247933	247935	247949	247953	247955	247957	247961	247963	247965
HT Blocks C14	247870	247872	247874	247875	247877	247879	247881	247883	247885	247895	247897	247899	247901	247903	247905	247907
LT Blocks C14	247916	247656	247545	247493	247966	247925	247929	247932	247934	247947	247951	247954	247956	247959	247962	247964
LT Blocks C16	247917	247919	247920	247922	-	247926	247930	-	-	247948	247953	-	-	247960	-	-
LT Blocks B32	247915	247419	247423	247921	-	247924	247928	-	-	247946	247950	-	-	247958	-	-



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Durasplint flex Fräsronde, Scheu-Dental

Durasplint flex ist ein MMA-freier Kunststoff zur Herstellung funktionstherapeutischer Aufbisschienen mit thermoplastischem Memory-Effekt. Das Material wird bei Körpertemperatur flexibel und zeichnet sich durch einen entsprechend hohen Tragekomfort aus. Gleichzeitig hat es bei Raumtemperatur ein hohes Rückstellmoment, ist bruchsicher, langlebig und dauerhaft transparent. Der einzigartige Herstellprozess garantiert eine dauerhafte Geschmacksneutralität der fertigen Schienen. Erhältlich als Fräsronde in 16 und 20 mm Stärke.



Stück

Durasplint flex Fräsronde 16 mm
Durasplint flex Fräsronde 20 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

269679 **75,90**
269680 **79,90**

NEU



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Rohlinge Sirona

CEREC Blocs C / PC, Dentsply Sirona

CEREC Blocs C

- C = Classical Colors
- Monocolor-Blöcke mit hoher Transluzenz und verstärktem Chamäleoneneffekt
- Optimiert zum Einsatz von Inlays und Teilkronen durch die hohe Transluzenz und in kleinen Blockgrößen verfügbar

CEREC Blocs C PC

- PC = Polycolor
- Vier Farbschichten, optimiert zur Herstellung von Front- und Seitenzahn-Kronen

Indikation:

- Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen, Frontzahnkronen und Seitenzahnkronen



Packung 8 Stück

Größe 10	s. Tab.	87,00
Größe 12	s. Tab.	87,00
Größe 14	s. Tab.	97,00
Größe PC 12	s. Tab.	107,00
Größe PC 14	s. Tab.	122,00
Größe PC 14/14	s. Tab.	133,00

Packung 8 Stück

Größe 10 Bleach 2C	247673	87,00
Größe 12 Bleach 2C	246947	87,00
Größe 14 Bleach 2C	247686	97,00

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Blockgröße	10	12	14	PC 12	PC 14	PC 14/14
Blockfarbe						
A1C	247675	247680	247687	247695	247698	247700
A2C	246012	246014	247254	247696	247364	247701
A3C	246660	247134	247255	245141	245135	247702
A3,5C	246944	247681	247688	247697	247699	247703
A4C	247676	247682	247689	-	-	-
B2C	246189	246782	247690	-	-	-
B3C	247677	247141	247691	-	-	-
C2C	247678	247683	247692	-	-	-
C3C	247679	247684	247693	-	-	-
D3C	246923	247685	247694	-	-	-



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

TiBase, Dentsply Sirona

TiBase sind auf unterschiedliche Implantatanschlüsse abgestimmte Abutments zur Aufnahme keramischer Mesostrukturen. Dazu wählen Sie für das jeweils von Ihnen zu versorgende Implantatsystem das passende TiBase-Set / bestehend aus Titanbasis und Abutmentschraube. Der passende Scanbody ist separat bestellbar.



Set

- Lieferumfang:
- TiBase
 - Fixierschraube

Für die Inhouse-Herstellung individueller Abutments ermöglicht TiBase einen wirtschaftlichen Workflow:

- Exakte digitale Erfassung der Implantatlage durch den Scanbody: extraoral auf Modell oder intraoral
- Abutment-Design mit inLab Software
- Fertigung der Mesostruktur (z. B. aus inCoris ZI meso) oder der Abutmentkrone aus einem Mesoblock (z. B. CEREC Zirconia meso)
- Verkleben der TiBase mit gesinterter Mesostruktur oder Abutmentkrone

Hersteller	Implantatlinie	Sirona TiBase	
Astra Tech	Osseo Speed 3,5S / 4,0 S	AT OS 3.5/4.0 L	207753
Astra Tech	Osseo Speed 4,5 / 5,0	AT OS 4.5/5.0 L	207754
Biomet 3i	Certain 3,4	B C 3.4 S	217902
Biomet 3i	Certain 4,1	B C 4.1 L	217903
Biomet 3i	Certain 5,0	B C 5.0 L	215082
Biomet 3i	Ex. Hex 3,4	B O 3.4 L	205796
Biomet 3i	Ex. Hex 4,1	B O 4.1 L	205797
Biomet 3i	Ex. Hex 5,0	B O 5.0 L	205798
Friadent	Frialit / Xive 3,4	FX 3.4 S	207743
Friadent	Frialit / Xive 3,8	FX 3.8 S	205410
Friadent	Frialit / Xive 4,5	FX 4.5 L	206351
Friadent	Frialit / Xive 5,5	FX 5.5 L	207746
Nobel Biocare	Nobel Active NP 3,5	NB A 4.5 L	216706
Nobel Biocare	Nobel Active RP 4,3/5,0	NB A 5.0 L	217520
Nobel Biocare	Brånemark NP 3,3	NB B 3.4 L	207748
Nobel Biocare	Brånemark RP 3,75 / 4,0	NB B 4.1 L	207749
Nobel Biocare	Replace NP 3,5	NB RS 3.5 L	207764
Nobel Biocare	Replace RP 4,3	NB RS 4.3 L	206353
Nobel Biocare	Replace WP 5,0	NB RS 5.0 L	207765
Nobel Biocare	Replace 6,0	NB RS 6.0 L	207766
Straumann	Bone Level 3,3	S BL 3.3 L	214122
Straumann	Bone Level 4,1 / 4,8	S BL 4.1L	213209
Straumann	SynOcta RN 4,8	SSO 4.8 L	207751
Straumann	SynOcta WN 6,5	SSO 6.5 L	207752
Zimmer	Tapered Screw-Vent 3,5	Z TSV 3.5 L	207755
Zimmer	Tapered Screw-Vent 4,5	Z TSV 4.5 L	207756
Zimmer	Tapered Screw-Vent 5,7	Z TSV 5.7 L	207757
Medentika Implant	M-Implant Tapered	MI 3,5 / 5,0	212856

Rohlinge Vita

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VITABLOCS Mark II for CEREC / inLab VITA classical A1-D4, Vita

VITABLOCS Mark II for CEREC sind monochromatische, zahnfarbene Feldspatkeramik-Rohlinge. Sie integrieren sich farblich sehr gut in die Restzahnschubstanz. Exzellent zur CAD/CAM-Fertigung kleinerer, ästhetischer Rekonstruktionen wie Inlays, Onlays und Teilkronen geeignet.



Packung 5 Stück

- I-10 Blocs 8 x 10 x 15 mm
- I-12 Blocs 10 x 12 15 mm
- I-14 Blocs 12 x 14 x 18 mm

s. Tab. **66,00**
s. Tab. **66,00**
s. Tab. **76,05**

Farbe	A1C	A2C	A3C	A3,5C	A4C	B2C	B3C	C2C	C3C	D2C
I10 Blocs	231754	231015	231954	248338	252204	252206	252207	252208	252209	252210
I12 Blocs	232021	231952	231955	247396	252211	248112	252212	252213	252214	252215
I14 Blocs	196303	195815	191332	245949	252216	252217	252218	252219	252220	252084

CAD/CAM/3D-Druck

VITABLOCS Mark II for CEREC /inLab VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita

VITABLOCS Mark II for CEREC /inLab sind monochromatische Feinstruktur-Feldspatkeramikblöcke zur Herstellung von Inlays, Onlays, Teilkronen und Veneers, sowie Vollkeramikkronen. Gefräste Vitablocs können mit VITA VM9 Verblendkeramik verblendet werden.



Packung 5 Stück

- I-10 Blocs 8 x 10 x 15 mm
- I-12 Blocs 10 x 12 x 15 mm
- I-14 Blocs 12 x 14 x 18 mm

s. Tab. **64,70**
s. Tab. **64,70**
s. Tab. **76,05**

Farbe	1M1C	1M2C	2M1C	2M2C	2M3C	3M1C	3M2C	3M3C	4M2C
I10 Blocs	231933	231936	231366	230872	230845	231942	230846	231946	231949
I12 Blocs	231934	231937	230692	231940	230912	231943	230847	231947	231950
I14 Blocs	196337	196338	196339	196340	196341	196342	196343	196344	196345

VITABLOCS RealLife for CEREC / inLab, Vita

VITABLOCS RealLife for CEREC / inLab sind polychrome, zahnfarbene Feldspatkeramik-Rohlinge mit integrierter 3D-Schichtstruktur: Mittels 3D-Schichtung wird der bogenförmige Farbverlauf zwischen Dentin und Schneide nachgebildet. Profitieren Sie von integriertem Zahnfarbverlauf für höchästhetische FZ-Kronen.



Packung 5 Stück 14/14

- 0M1C - 3M2C
- 14 x 14 x 18 mm

s. Tab. **116,50**

Farbe	0M1C	1M1C	1M2C	2M1C	2M2C	3M2C
RealLife Blocs	252201	224427	210836	218442	210837	210838

7

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC / inLab VITA classical A1-D4, Vita
 VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC / inLab VITA classical A1-D4 sind multichromatische Feldspatkeramik-Rohlinge mit vier Farbintensitätsschichten: Profitieren Sie von integriertem Zahnfarbverlauf zur Reproduktion des natürlichen Farbspiels.
 Für höchsthetische Rekonstruktionen wie FZ-Kronen, Veneers, Teil- und Vollkronen.



Packung 5 Stück TF-12
 10 x 12 x 15 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **82,50**

Packung 5 Stück TF-14
 12 x 14 x 18 mm

s. Tab. **95,05**

Packung 5 Stück TF-14/14
 14 x 14 x 18 mm

s. Tab. **107,75**

Farbe	A1C	A2C	A3C	A3,5C
TF-12 Blocs	231957	230892	231958	250995
TF-14 Blocs	227350	216944	216832	246872
TF-14/14 Blocs	253352	252670	252600	251044

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC / inLab VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita
 VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC / inLab VITA SYSTEM 3D-MASTER sind multichromatische Feldspatkeramik-Rohlinge in 3D-Master-Farben mit vier Farbintensitätsschichten. Die Blocs empfehlen sich vorwiegend für prothetische Versorgungen wie Kronen und Veneers.



Packung 5 Stück TF-12
 10 x 12 x 15 mm

s. Tab. **82,50**

Packung 5 Stück TF-14
 12 x 14 x 18 mm

s. Tab. **95,05**

Packung 5 Stück TF-14/14
 14 x 14 x 18 mm

s. Tab. **107,75**

Farbe	1M2C	2M2C	3M2C
TF-12 Blocs	231956	230400	230833
TF-14 Blocs	189808	189819	189818
TF-14/14 Blocs	189664	189820	189825

VITABLOCS TriLuxe forte for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita
 VITABLOCS TriLuxe forte for Rapid Layer Technology sind Feldspatkeramik-Rohlinge in 3D-Master-Farben zur digitalen Fertigung vollanatomischer Verbundbrücken mit einer Gerüststruktur aus Zirkondioxid und einer Verblendstruktur aus VITABLOCS TriLuxe forte. Beste Lösung für vollanatomische, bis zu viergliedrige Verbundbrücken im Seitenzahnbereich.



Packung 2 Stück TF-40/19
 15,5 x 19 x 39 mm

s. Tab. **72,30**

Farbe	1M2C	2M2C	3M2C
TF-40/19 Blocs	210831	210833	210835

Rohlinge Vita

VITABLOCS Mark II for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita

VITABLOCS Mark II for Rapid Layer Technology sind Feldspatkeramik-Rohlinge in 3D-Master-Farben zur digitalen Fertigung vollanatomischer Verbundbrücken mit einer Gerüststruktur aus Zirkondioxid und einer Verblendstruktur aus VITABLOCS Mark II. Beste Lösung für vollanatomische, bis zu viergliedrige Verbundbrücken im Seitenzahnbereich.



Packung 2 Stück, Größe I-40/19

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
1M1C, 15,5 x 19 x 39 mm	218227	68,30
1M2C, 15,5 x 19 x 39 mm	218228	68,30
2M2C, 15,5 x 19 x 39 mm	218229	68,30
3M2C, 15,5 x 19 x 39 mm	218230	68,30

VITA YZ XT Multicolor, Vita

VITA YZ XT Multicolor ist ein extra transluzentes Zirkondioxid mit einem integrierten Zahnfarbverlauf. Ideal geeignet für Frontzahnversorgungen.



Stück

YZ XT Multicolor A1 - D2 14 mm	s. Tab.	243,10
YZ XT Multicolor A1 - D2 18 mm	s. Tab.	303,20
YZ XT Multicolor A1 - D2 22 mm	s. Tab.	366,55

Indikation:

- Typ II, Klasse 4a
- Vollanatomische Einzelzahnkronen und bis zu 3-gliedrige Brücken
- Voll- und teilverblendete Einzelzahnkronen- und bis zu 3-gliedrige Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich
- Inlays, Onlays, Veneers
- Teilkronen

*Okklusale Veneers (Table Top)

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	C2	D2
98,4 x 14 mm	269791	269792	269793	269794	269795	269796	269798
98,4 x 18 mm	269799	269800	269801	269802	269803	269804	269805
98,4 x 22 mm	269806	269807	269808	269809	269810	269811	269812

VITA YZ XT White, Vita

VITA YZ XT White ist ein extra transluzentes ZrO₂ für monolithische sowie teilverblendete FZ-Versorgungen mit besonderer Lebendigkeit durch extrem hohe Transparenz.



Stück

YZ XT White Disc Höhe 14 mm	263314	187,00
YZ XT White Disc Höhe 18 mm	263323	233,20
YZ XT White Disc Höhe 20 mm	263345	256,30
YZ XT White Disc Höhe 25 mm	263353	290,40

Indikation:

- *Typ II, Klasse 4a
 - *vollanatomische Einzelzahnkronen und bis zu 3-gliedrige Brücken
 - *voll- und teilverblendete Einzelzahnkronen- und bis zu 3-gliedrige Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich
 - *Inlays, Onlays, Veneers
 - *Teilkronen
- *Okklusale Veneers (Table Top)

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VITA YZ ST Multicolor, Vita

VITA YZ ST Multicolor sind super transluzente Zirkondioxid-Rohlinge für die Fertigung monolithischer sowie teilverblender Seitenzahnversorgungen. Multichromatische Variante für hochfeste Brückenversorgungen im Seitenzahnbereich.

Indikation:

- Typ II, Klasse 5
- Vollanatomische Kronen und bis zu 14-gliedrige** Brücken* im Front und Seitenzahnbereich
- Voll- und teilverblendete Einzelzahnkronen- und bis zu 14-gliedrige Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich
- Einzelzahn- und bis zu 14-gliedrige Brücken* auf direktverschraubten Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich
- Inlays, Onlays, Veneers
- Teilkronen
- Okklusale Veneers (Table Top)



Stück

YZ ST Multicolor A1-D2 14 mm	s. Tab.	221,00
YZ ST Multicolor A1-D2 18 mm	s. Tab.	275,60
YZ ST Multicolor A1-D2 22 mm	s. Tab.	333,20
YZ ST Multicolor A1, 14 mm	269813	221,00
YZ ST Multicolor A1, 18 mm	269820	275,60
YZ ST Multicolor A1, 22 mm	269827	333,20

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	C2	D2
98,4 x 14 mm	269813	269814	269815	269816	269817	269818	269819
98,4 x 18 mm	269820	269821	269822	269823	269824	269825	269826
98,4 x 22 mm	269827	269828	269829	269830	269831	269832	269833

VITA YZ ST Color, Vita

VITA YZ ST Color sind super transluzente Zirkondioxid-Rohlinge für die Fertigung monolithischer sowie teilverblender Seitenzahnversorgungen. Monochromatische Ronden zur Herstellung von hochfesten, vielgliedrigen Brückenversorgungen mit hoher Lebendigkeit, im Seitenzahnbereich.

Indikation:

- Typ II, Klasse 5
- Vollanatomische Kronen und bis zu 14-gliedrige Brücken im Front und Seitenzahnbereich
- Voll- und teilverblendete Einzelzahnkronen- und bis zu 14-gliedrige Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich
- Einzelzahn- und bis zu 14-gliedrige Brücken* auf direktverschraubten Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich
- Inlays, Onlays, Veneers
- Teilkronen
- Okklusale Veneers (Table Top)



Stück

YZ ST Color A1-D4, 98,4 x 14 mm	s. Tab.	187,00
YZ ST Color A1-D4, 98,4 x 18 mm	s. Tab.	233,20
YZ ST Color A1-D4, 98,4 x 20 mm	s. Tab.	256,30
YZ ST Color A1-D4, 98,4 x 25 mm	s. Tab.	290,40

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
98,4 x 14 mm	263429	263430	263431	263432	263433	263434	263435	263436	263437	263438	263439	263440	263441	263442	263443	263444
98,4 x 18 mm	263445	263446	263447	263448	263449	263450	263451	263452	263453	263454	263455	263456	263457	263458	263459	263460
98,4 x 20 mm	263461	263462	263463	263464	263465	263466	263467	263468	263469	263470	263473	263474	263475	263476	263477	263478
98,4 x 25 mm	263479	263480	263481	263482	263483	263484	263485	263486	263487	263488	263489	263490	263491	263492	263493	263494

Rohlinge Vita

VITA YZ ST White, Vita

VITA YZ ST White sind super transluzente Zirkondioxid-Rohlinge für die Fertigung substanzschonender, monolithischer sowie teilverblendeter Seitenzahnversorgungen mit hoher Lebendigkeit.



Stück

VITA YZ ST White, Höhe 14 mm
 VITA YZ ST White, Höhe 18 mm
 VITA YZ ST White, Höhe 20 mm
 VITA YZ ST White, Höhe 25 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

263425 **170,00**
 263426 **212,00**
 263427 **233,00**
 263428 **264,00**

VITA YZ HT White for CEREC / inLab, Vita

VITA YZ HT ist ein hochtransluzentes Zirkondioxid, das sich durch enorme Festigkeit (ca. 1.200 MPa) und gute Lichtleitfähigkeit besonders für monolithische Versorgungen eignet. VITA YZ HTWhite: uneingefärbt (weis) zur individuellen Einfärbung mit VITA YZ HT SHADE LIQUIDS.



Packung 4 Stück YZ-20/19 HTWhite 20 x 19 x15,5 mm

250385 **72,45**

Packung 2 Stück YZ-40/19 HTWhite 39 x 19 x15,5 mm

245783 **68,35**

Packung 1 Stück YZ-65/25 HTWhite 65 x 25 x 22 mm

245785 **101,00**

Packung 2 Stück YZ-55/19 HTWhite 55 x 19 x 19 mm

245784 **128,55**

Indikation

- Primär für hochfeste, monolithische Brückenversorgungen:
- monolithische Brücken im Front-/Seitenzahnbereich
- Versorgung bei limitierten Platzverhältnissen

Vita YZ HT White, Vita

VITA YZ HT ist ein hochtransluzentes Zirkondioxid, das sich durch enorme Festigkeit (ca. 1.200 MPa) und gute Lichtleitfähigkeit besonders für monolithische Versorgungen eignet. VITA YZ HTWhite: uneingefärbt (weis) zur individuellen Einfärbung mit VITA YZ HT SHADE LIQUIDS.



Packung 1 Stück 98,4 mm

YZ Disc HTWhite Höhe 12 mm
 YZ Disc HTWhite Höhe 14 mm
 YZ Disc HTWhite Höhe 16 mm
 YZ Disc HTWhite Höhe 18 mm
 YZ Disc HTWhite Höhe 20 mm
 YZ Disc HTWhite Höhe 25 mm

251932 **149,00**
 251933 **170,00**
 254431 **191,00**
 235819 **212,00**
 251210 **233,00**
 254432 **264,00**

Indikation

- Primär für hochfeste, monolithische Brückenversorgungen:
- monolithische Brücken im Front-/Seitenzahnbereich
- Versorgung bei limitierten Platzverhältnissen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VITA YZ HT Color, Vita

VITA YZ HT Color ist ein hochtransluzentes Zirkondioxid, das sich durch enorme Festigkeit (ca. 1.200 MPa) und gute Lichtleitfähigkeit besonders für monolithische Versorgungen eignet. Vita YZ HT Color sind voreingefärbt in den Farben A1, A2 und A3.



Packung 1 Stück 98 mm

YZ HT Color Disc Höhe 14 mm	s. Tab.	187,00
YZ HT Color Disc Höhe 18 mm	s. Tab.	233,20
YZ HT Color Disc Höhe 20 mm	s. Tab.	256,30
YZ HT Color Disc Höhe 25 mm	s. Tab.	290,40

Indikation

- Primär für hochfeste, monolithische Brückenversorgungen:
- monolithische Brücken im Front-/Seitenzahnbereich
- Versorgung bei limitierten Platzverhältnissen

Farbe	A1	A2	A3
YZ HT Color 14 mm	254441	248636	248637
YZ HT Color 18 mm	246270	248640	247814
YZ HT Color 20 mm	254461	248641	248642
YZ HT Color 25 mm	254463	251936	250421

VITA YZ T White for inLab, Vita

VITA YZ T ermöglicht dank hervorragender Festigkeit grazile Gerüstkonstruktionen für Kronen- und Brückenversorgungen bei gleichzeitig hoher Passgenauigkeit. Zur exakten Farbproduktion gibt es zu VITA YZ T ein System aus abgestimmten Komponenten.



Für hochbelastbare Gerüstkonstruktionen:

- Kronengerüste im Front-/Seitenzahnbereich
- Vielgliedrige Brückengerüste im Front-/Seitenzahnbereich

Packung 4 Stück

YZ-20/19 20 x 19 x 15,5 mm	252043	72,45
-------------------------------	--------	--------------

Packung 2 Stück

YZ-40/19 39 x 19 x 15,5 mm	251128	68,35
YZ-55 55 x 19 x 19 mm	249621	128,55

Packung 1 Stück

YZ-65/25 65 x 25 x 22 mm	249575	101,00
-----------------------------	--------	---------------

VITA YZ T Color LL1/light for inLab, Vita

VITA YZ T ermöglicht dank hervorragender Festigkeit grazile Gerüstkonstruktionen für Kronen- und Brückenversorgungen bei gleichzeitig hoher Passgenauigkeit. Zur exakten Farbproduktion gibt es zu VITA YZ T ein System aus abgestimmten Komponenten.



Für hochbelastbare Gerüstkonstruktionen:

- Kronengerüste im Front-/Seitenzahnbereich
- vielgliedrige Brückengerüste im Front-/Seitenzahnbereich

Packung 4 Stück

YZ-20/19 20 x 19 x 15,5 mm	250500	79,70
-------------------------------	--------	--------------

Packung 2 Stück

YZ-40/19 39 x 19 x 15,5 mm	249005	75,20
YZ-55 55 x 19 x 19 mm	250541	141,40

Packung 1 Stück

YZ-65/25 65 x 25 x 22 mm	250542	111,10
-----------------------------	--------	---------------

Rohlinge Vita

VITA SUPRINITY PC for CEREC / inLab VITA classical A1-D4, Vita

Mit VITA SUPRINITY PC bietet die VITA Zahnfabrik ein Produkt einer neuen, zirkondioxidverstärkte und hochfeste Glaskeramikgeneration an.

Vorteile:

- Hohe Sicherheit dank zirkondioxidverstärkter Glaskeramikmatrix
- Optimierte Kantenstabilität im Vergleich zu Lithiumdisilikat (Sirona MC XL-Einheit)
- Einfache Verarbeitung dank guter Polierbarkeit und hoher Brennbarkeit
- Brillante Ästhetik aufgrund integrierter Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz
- HT (hochtransluzent)
- T (transluzent)

Indikation:

- Seitenzahnkrone
- Frontzahnkrone
- Implantatkrone
- Veneer



Packung 5 Stück, PC-14

HT 12 x 14 x 18 mm
T 12 x 14 x 18 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 112,10
s. Tab. 112,10

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	C2	D2
HT Blocks PC-14	235666	235667	235668	235669	235670	235671	235672
T Blocks PC-14	235674	235675	235676	235677	235678	235679	235680

VITA SUPRINITY PC for CEREC / inLab VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita

Mit VITA SUPRINITY PC bietet die VITA Zahnfabrik ein Produkt einer neuen, zirkondioxidverstärkte und hochfeste Glaskeramikgeneration an.

Vorteile:

- Hohe Sicherheit dank zirkondioxidverstärkter Glaskeramikmatrix
- Optimierte Kantenstabilität im Vergleich zu Lithiumdisilikat (Sirona MC XL-Einheit)
- Einfache Verarbeitung dank guter Polierbarkeit und hoher Brennbarkeit
- Brillante Ästhetik aufgrund integrierter Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz
- HT (hochtransluzent)
- T (transluzent)

Indikation:

- Seitenzahnkrone
- Frontzahnkrone
- Implantatkrone
- Veneer



Packung 5 Stück HT

12 x 14 x 18 mm

s. Tab. 112,10

Packung 5 Stück T

12 x 14 x 18 mm

s. Tab. 112,10

Farbe	0M1	1M1	1M2	2M2	3M2	4M2
HT Blocks PC-14	235673	252175	252197	246440	246445	252193
T Blocks PC-14	235681	252196	252198	246456	246460	249288

VITA CAD-Temp monoColor for CEREC / inLab, Vita

VITA CAD-Temp monoColor sind Komposit-Blöcke, bestehend aus einem faserfreien, homogenen, hochmolekularen und hochvernetzten Acrylatpolymer mit Microfüllstoff zur Herstellung von Langzeitprovisorien im Seitenzahnbereich.



Packung 2 Stück CT-40 15,5 x 15 x 39 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
OM1T	192953 45,30
1M2T	190540 45,30
2M2T	190542 45,30
3M2T	190102 45,30

Packung 10 Stück CT-40 15,5 x 15 x 39 mm

OM1T	192954 207,05
1M2T	192958 207,05
2M2T	190817 207,05
3M2T	192966 207,05

Stück 15,5 x 19 x 55 mm

1M2T	32878 35,45
2M2T	32884 35,45
3M2T	32888 35,45

VITA CAD-Temp multiColor, Vita

VITA CAD-Temp multiColor ist ein Komposit aus hochvernetztem Acrylatpolymer mit Mikrofüllstoff zur Herstellung von Langzeitprovisorien.

Vorteile:

- VITA CAD-Temp multiColor wurde insbesondere für hochästhetische Langzeitprovisorien bei Frontzahnversorgungen entwickelt
- Durch die natürlichen Farbnuancen vom Hals zur Schneide garantiert dieser Multischichtblock mit vier Farbschichten eine hervorragende Ästhetik
- Wirtschaftliche Provisorienherstellung durch zeitsparende CAD/CAM-Fertigung



Packung 2 Stück CTM-40

1M2T	32867 56,65
2M2T	32871 56,65
3M2T	32875 56,65

Packung 10 Stück CTM-40

1M2T	32869 258,80
2M2T	32874 258,80
3M2T	32877 258,80

15,5 x 15 x 39 mm

VITA CAD-Waxx for inLab, Vita

VITA CAD-Waxx ist ein rückstandsfrei verbrennbares Acrylatpolymer. Es dient der computergestützten Herstellung von Wax-Ups für die Press- und Gusstechnik sowie der Fertigung von Bohrschablonen für Implantatversorgungen. VITA CAD-Waxx Rohlinge sind transparent.



Packung 10 Stück

CW-40	193954 52,35
-------	--------------

14 x 15 x 40 mm

VITA CAD-Waxx DISC, Vita

VITA CAD-Waxx ist ein rückstandsfrei verbrennbares Acrylatpolymer. Es dient der computergestützten Herstellung von Wax-ups für die Press- und Gusstechnik sowie der Fertigung von Bohrschablonen für Implantatversorgungen. VITA CAD-Waxx Rohlinge sind transparent.



Stück

CAD-Waxx Disc, Ø 98,4 x 20,0 mm	201684 67,65
---------------------------------	--------------

Rohlinge Vita

VITA VIONIC BASE, Vita

VITA VIONIC BASE sind hochvernetzte, industriell polymerisierte PMMA-Discs zur Fertigung definitiver Prothesenbasen. Homogene Materialrohlinge mit bester Form- und Farbstabilität.

Vorteile

- Effiziente Basisherstellung durch CAD/CAM-Fertigung ohne manuelles Einbetten und Pressen
- Einfache Reproduzierbarkeit, da das System die Wiederherstellung der Basis per Mausklick ermöglicht
- Exzellente Passung zum Kieferkamm durch CAD/CAM-technische Fertigung der Basis ohne Polymerisationsschritt
- Hochvernetzte, industriell polymerisierte PMMA-Rohlinge
- Homogene Materialrohlinge mit bester Form- und Farbstabilität



Stück, 98,4 x 26 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Vita Vionic Base, orange-pink	264182 77,00
Vita Vionic Base, light-pink	282857 77,00
Vita Vionic Base, deep-pink	282858 77,00

Stück, 98,4 x 30 mm

Vita Vionic Base, orange-pink	264183 77,00
Vita Vionic Base, light-pink	282859 77,00
Vita Vionic Base, deep-pink	282860 77,00

NEU

VITA VIONIC WAX, Vita

VITA VIONIC WAX sind formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge zur Herstellung von Wachsaufstellungen.

Vorteile

- Komfortable Wachseinprobe dank vollformatiger CAD/CAM-Prothesenherstellung aus weißem Wachs
- Präzise Wachsaufstellung durch exakt gefräste Kavitäten auf Grundlage der digitalen Konstruktion
- Einfache Korrekturmöglichkeit, da sich die Wachsaufstellung bei der Einprobe modifizieren lässt
- Formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge



Stück, 98,4 x 30 mm

VITA VIONIC WAX, white	282855 40,00
VITA VIONIC WAX, pink	282856 40,00

NEU

VITA YZ T COLORING LIQUIDS, Vita

VITA YZ T COLORING LIQUIDS sind Flüssigkeiten zum kompletten oder partiellen Einfärben von geschliffenen Gerüsten aus VITA YZ T vor dem Sinterprozess. VITA YZ T COLORING LIQUIDS sind in 4 unterschiedlichen Farben erhältlich und so abgestimmt, dass sämtliche VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben mit der Verblendkeramik VITA VM 9 reproduziert werden können.



Complete Set

250455	145,00
--------	--------

- 1 Coloring Liquid light/pale 100 ml
- 1 Coloring Liquid medium 100 ml
- 1 Coloring Liquid intense 100 ml
- 1 Coloring Liquid neutral 100 ml
- 4 Arbeitsbehältnisse 90 ml
- 1 Kunststoffpinzette für Coloring Liquid
- 1 Farbmusterschiene

Flasche

One Color Set, light/pale 250 ml	247836 77,80
One Color Set, medium 250 ml	248571 77,80
One Color Set, intense 100 ml	218245 36,05
One Color Set, neutral 100 ml	249973 36,05

One Color Sets beinhalten jeweils:

- 1 Vita YZ Coloring Liquid
- 1 Arbeitsbehältnis 90 ml
- 1 Kunststoffpinzette für Coloring Liquid

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS VITA classical A1-D4, Vita

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS sind Flüssigkeiten zum individuellen Einfärben von monolithischen VITA YZ HT-Restaurationen vor dem Sinterprozess in VITA classical Farben, sowie weiteren Zusatzfarben für den Zahnfleisch-, Zahnhals- und Schneidebereich.



Flasche

Shade Liquids 50 ml, A1 - D2

s. Tab. 27,95

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	C2	D2
YZ HT Shade Liquids	253153	245786	245787	245788	250631	254513	254520

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS sind Flüssigkeiten zum individuellen Einfärben von monolithischen VITA YZ HT-Restaurationen vor dem Sinterprozess in VITA 3D-Master Farben.



Flasche

Shade Liquids 50 ml, 1M1 - 4M2

s. Tab. 27,95

Farbe	1M1	1M2	2L1,5	2M2	3M2	3M3	4M2
YZ HT Shade Liquids	254612	254614	254615	250156	253150	254616	254617

VITA YZ ST SHADE LIQUIDS VITA classical A1-D4, Vita

VITA YZ ST SHADE LIQUIDS sind Färbeflüssigkeiten zum individuellen Einfärben von monolithischen VITA YZ ST White-Restaurationen vor dem Sinterprozess. Die VITA classical A1/D4 Farben stehen für die individuelle Charakterisierung zur Verfügung.



Flasche 50 ml

ST Shade Liquid A1-D4

s. Tab. 57,20

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	C2	D2
98,4 x 14 mm	269813	269814	269815	269816	269817	269818	269819
98,4 x 18 mm	269820	269821	269822	269823	269824	269825	269826
98,4 x 22 mm	269827	269828	269829	269830	269831	269832	269833

VITA YZ XT SHADE LIQUIDS VITA classical A1-D4, Vita

VITA YZ XT SHADE LIQUIDS sind Färbeflüssigkeiten zum individuellen Einfärben von monolithischen VITA YZ XT White-Restaurationen vor dem Sinterprozess. Die VITA YZ XT SHADE LIQUIDS werden in allen VITA classical A1/D4 Farben angeboten und können durch die VITA YZ EFFECT LIQUIDS zusätzlich charakterisiert werden.



Flasche 50 ml

XT Shade Liquid A1-D4

s. Tab. 57,20

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	C2	D2
98,4 x 14 mm	269791	269792	269793	269794	269795	269796	269798
98,4 x 18 mm	269799	269800	269801	269802	269803	269804	269805
98,4 x 22 mm	269806	269807	269808	269809	269810	269811	269812

Rohlinge Vita

VITA ENAMIC for CEREC / inLab VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita

VITA ENAMIC ist die weltweit erste dentale Hybridkeramik mit dualer Netzwerkstruktur. Bei diesem Werkstoff wird das dominierende Feinstrukturkeramik-Netzwerk (86 Gew.-%) durch ein Acrylatpolymer-Netzwerk verstärkt, wobei sich beide Netzwerke vollkommen durchdringen. VITA ENAMIC ist zur Herstellung von vollanatomischen, ästhetischen Einzelzahnrestaurationen indiziert, wenn die Voraussetzungen für die adhäsive bzw. selbstadhäsive Befestigungstechnik vorhanden sind. Die VITA ENAMIC ST Rohlinge ergänzen das bestehende Portfolio der VITA ENAMIC Hybridkeramik CAD/CAM Blocks um eine super transluzente (ST) Variante.

- EM-10 = 8 x 10 x 12 mm
- EM-14 = 12 x 14 x 18 mm



Packung 5 Stück

- High Translucent EM-10
- Translucent EM-14
- High Translucent EM-14

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
s. Tab.	111,25
s. Tab.	127,95
s. Tab.	127,95

Farbe	0M1	1M1	1M2	2M2	3M2	4M2
EM-10 High-Translucent	236050	236051	236052	236053	236054	254978
EM-14 Translucent	229978	229979	229980	229981	229982	247088
EM-14 High-Translucent	229973	229974	229975	229976	229977	245852
EM-14 Super-Translucent	-	263652	263653	263654	263655	263656

VITA ENAMIC IS for CEREC / inLab VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita

VITA ENAMIC IS sind Rohlinge aus Hybridkeramik, die über eine integrierte Schnittstelle zu einer Klebe-/Titanbasis verfügen und zur CAD/CAM-Herstellung von implantatgetragenen Zahnersatz dienen. Sie sind erhältlich als VITA ENAMIC IS-Hybridkeramik (T/HT) für definitive Rekonstruktionen.



Packung 5 Stück

- Farbe 1M2-HT, Größe 16L
- Farbe 1M2-HT, Größe 16S
- Farbe 2M2-HT, Größe 16L
- Farbe 2M2-HT, Größe 16S
- Farbe 3M2-HT, Größe 16L
- Farbe 3M2-HT, Größe 16S
- Farbe 4M2-HT, Größe 16L
- Farbe 1M2-T, Größe 14L
- Farbe 2M2-T, Größe 14L
- Farbe 2M2-T, Größe 14S
- Farbe 3M2-T, Größe 14L
- Farbe 3M2-T, Größe 14S

249244	280,70
248230	280,70
247674	280,70
248232	280,70
247705	280,70
248722	280,70
249245	280,70
249807	229,70
249748	229,70
247542	229,70
248946	229,70
247544	229,70

VITA ENAMIC multiColor for CEREC / inLab VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita

VITA ENAMIC multiColor ist der Hybridkeramik-Rohling für die Reproduktion des natürlichen Farbverlaufs per Knopfdruck. Dieser CAD/CAM-Rohling verfügt über einen integrierten, fein nuancierten Farbverlauf vom Hals zur Schneide.



Packung 5 Stück EMC-14

- 1M1 HT 12 x 14 x 18 mm
- 1M2 HT 12 x 14 x 18 mm
- 2M2 HT 12 x 14 x 18 mm
- 3M2 HT 12 x 14 x 18 mm
- 4M2 HT 12 x 14 x 18 mm

258181	155,50
258180	155,50
258110	155,50
258111	155,50
258112	155,50

Packung 5 Stück EMC-16

- 1M1 HT 16 x 18 x 18 mm
- 1M2 HT 16 x 18 x 18 mm
- 2M2 HT 16 x 18 x 18 mm
- 3M2 HT 16 x 18 x 18 mm
- 4M2 HT 16 x 18 x 18 mm

269781	169,85
269782	169,85
269783	169,85
269784	169,85
269785	169,85

Indikation

- Frontzahnkrone
- Seitenzahn-/Molarenkrone
- Implantatgetragene Krone
- Veneer

VITA ENAMIC STAINS, Vita

Das VITA ENAMIC STAINS KIT umfasst sechs Malfarben plus Zubehör für die Reproduktion natürlicher Farbnuancen von Restaurationen aus Hybridkeramik. Der Verbund der Malfarben zur Restauration erfolgt mittels Polymerisationsprozess. Für die Oberflächenversiegelung ist die chemische Glasur Vita Enamic Glaze erhältlich. Damit werden Haltbarkeit und Brillanz der Farben im Mundmilieu erhöht.



Flasche 2 g

- Stain 1 White
- Stain 2 Corn
- Stain 3 Brown
- Stain 4 Khaki
- Stain 5 Blue
- Stain 6 Black

230002	34,15
230003	34,15
230004	34,15
230005	34,15
230006	34,15
230007	34,15

Flasche 20 ml

- Stains Liquid

230008	67,75
--------	--------------

Packung

- Glaze + 20 E-Applikatoren

230009	105,85
--------	---------------

Grandio blocs, Voco

Nano-Hybrid Composite CAD / CAM Block.

- Höchster Füllstoffgehalt (86 Gew.-%)
- Zahnähnlichkeit in Perfektion
- Exzellente physikalische Werte in Biegefestigkeit und Abrasion
- Kein Brennen erforderlich
- Verarbeitbar mit allen marktüblichen Schleifeinheiten
- Beste Polierbarkeit und Reparaturfähigkeit
- Ideal schleifbar auch bei dünnen Rändern
- Basierend auf der Nano-Hybrid-Technologie



Packung, 5 Stück

Grandio blocs LT und HT, Größe 12

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **103,00**

Packung, 5 Stück

Grandio blocs LT und HT, Größe 14L

s. Tab. **110,50**

NEU

Farbe	BL	A1	A2	A3	A3,5	B1	C2
Grandio Blocs LT, Größe 12	257463	257459	257460	257104	257105	257461	257462
Grandio Blocs LT, Größe 14L	257470	257466	257467	257108	257109	257468	257469
Grandio Blocs HT, Größe 12	-	257464	257465	257106	257107	-	-
Grandio Blocs HT, Größe 14L	-	257471	257472	257110	257111	-	-

CediTEC DT, Voco

CediTEC DT ist ein CAD/CAM Composite für Prothesenzähne

Indikationen:

Protheseneinzelzähne und Zahnsegmente bis hin zum kompletten Zahnkranz für die herausnehmbare Prothetik

Vorteile:

- Ausgehärtetes Composite für qualitativ hochwertige und haltbare Prothesenzähne
- Transluzente Farbgebung und hohe Fluoreszenz für eine natürliche Ästhetik
- Fertigung von individuellen, passgenauen Prothesenzähnen, jederzeit reproduzierbar
- Müheloses Polieren für einen natürlichen Glanz
- Einfach zu individualisieren ohne Verwendung eines MMA-Primers
- Ästhetisch, präzise, individuell / Prothesen mit dem CediTEC/V-Print dentbase System



Stück

CediTEC DT - Disc A1 20mm

278038 **139,90**

CediTEC DT - Disc A2 20mm

278039 **139,90**

CediTEC DT - Disc A3 20mm

278040 **139,90**

CediTEC DT - Disc BL 20mm

278041 **139,90**

NEU

Rohlinge Voco

Structur CAD, Voco

Structur CAD ist ein CAD/CAM Composite für temporäre Versorgungen

Indikationen:

- Temporäre Brücken mit bis zu zwei Zwischengliedern Spannweite
- Temporäre Abutment-Kronen
- Temporäre Kronen

Vorteile:

- Schnelle und effiziente CAD/CAM Herstellung von passgenauen temporären Restaurationen
- Höchste Qualität und Ästhetik für eine lange, sichere Tragedauer / besonders geeignet für Langzeit-Provisorien und semi-permanente Restaurationen
- Exzellente Kantenstabilität
- Müheloses Polieren und Individualisieren / intra- und extraoral
- Verwendung eines MMA-Primers nicht notwendig
- Als Block und als Ronde erhältlich



Stück

- Structur CAD Disc A1 20mm
- Structur CAD Disc A2 20mm
- Structur CAD Disc A3 20mm

Packung, 5 Stück

- Structur CAD Block 40L A1
- Structur CAD Block 40L A2
- Structur CAD Block 40L A3

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

274153	119,00
274154	119,00
274155	119,00

274156	79,00
274157	79,00
274158	79,00

NEU



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Verbrauchsmaterialien CAD/CAM

ORBI-Sil Scan, ORBIS Dental

ORBI-Sil Scan ist ein scanbares, additionsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die klassische Abformung und Digitalisierung.

- Abformungen mit ORBI-Sil Scan sind ohne Zusatz von Sprays oder Puder scanbar

TOP



Packung Putty soft
2 x 300 ml Basis + Katalysator

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

242297 57,75

Packung Putty soft
2 x 380 ml Kartusche 5:1

242298 125,90

Packung Heavy
2 x 380 ml Kartusche 5:1

242299 125,90

Packung Heavy
2 x 50 ml Kartusche, 6 Mixing Tips

242300 39,45

Packung Light
2 x 50 ml Kartusche, 12 Mixing Tips

242302 39,45

Orb bite Scan, ORBIS Dental

Orb bite Scan ist ein additionsvernetzendes, scanbares Bissregistriermaterial mit hoher Thixotropie, ausgezeichneter Dimensionsstabilität, feiner Zeichnungsschärfe und exakter Detailwiedergabe. Das Material lässt sich sehr gut beschneiden und fräsen. Orb bite Scan ist speziell für die Anwendung in CAD/CAM Systemen entwickelt worden. Die neuartige, spezielle Zusammensetzung bewirkt eine hervorragende Wiedergabe von 3D erfassten Daten, z. B. Okklusionsflächen, Anatagonisten, Präparationen. Zusätzlicher Einsatz von Puder entfällt.

- Verarbeitungszeit: 30 Sek
- Mundverweildauer: 30 Sek.
- Shore D45
- Farbe: gelb
- Minzgeschmack,

TOP



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün

216640 38,95

Futar Cut & Trim Fast, Kettenbach

Besonders schnell abbindendes, additionsvernetzendes Bissregistriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis, mit extra hoher Endhärte (Shore-D 35). Futar Cut & Trim Fast sorgt für noch mehr Effizienz: spart Geld durch die Verwendung mit dem kurzen, gelben Mischer, ist noch effektiver durch die besonders schnelle Abbindung und noch flexibler durch die Bearbeitung mit Fräse oder Skalpell.



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 8 Mischkanülen

252732 52,10

Vorratspackung
10 x 50 ml Kartuschen, 40 Mischkanülen

252734 208,40

Zubehör
Mischkanülen gelb, 100 Stück

180146 81,90



ORBIS°-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung



LUSTER® for Zirconia

Die MEISINGER LUSTER® und Twist Polisher Kits for Zirconia Ceramics wurden speziell für die Anwendung auf monolithischen Zirkonoxid-Restaurationen entwickelt. Ein Schlüssel zur Bearbeitung von Zirkonoxid ist ein schnelles Vorgehen mit minimaler Wärmeentwicklung. MEISINGER hat diese Kits speziell für die Politur von Zirkonoxid entwickelt. Dadurch wird die Wärmeentwicklung minimiert und Mikrorisse vermieden. Im hochwertigen

Bohrerständern werden die Instrumente gut organisiert und können nach der Anwendung bequem sterilisiert werden.



LUS85
LUSTER® for Zirconia
Labor-Set für extraorale Arbeiten
Bestell-Nr.: 233856
Preis/Set: 178,47 EUR



GC03
Twist Polisher Kit for Zirconia Ceramics
(Extraoral)
Bestell-Nr.: 262461
Preis/Set: 172,40 EUR

CAD/CAM

7

LUSTER® for Silicate Ceramics

Die MEISINGER LUSTER® und Twist Polisher Kits for Lithium Disilicate wurden speziell für den Einsatz auf gesinterten Lithium Disilikat-Restaurationen entwickelt. Ein Schlüssel zur Bearbeitung von solchen Restaurationen ist ein schnelles Vorgehen mit minimaler Wärmeentwicklung. MEISINGER hat diese Kits speziell für die

Politur von gesinterten Silikat Keramiken entwickelt. Dadurch wird die Wärmeentwicklung minimiert und Mikrorisse vermieden. Im hochwertigen Bohrerständen werden die Instrumente gut organisiert und können nach der Anwendung bequem sterilisiert werden.



LUS80
LUSTER® for Lithium Silicate
Labor-Set für extraorale Arbeiten
Bestell-Nr.: 233822
Preis/Set: 99,86 EUR



GC01
Twist Polisher Kit for Silicate Ceramics
(Extraoral)
Bestell-Nr.: 261318
Preis/Set: 139,86 EUR

LUSTER® for Poly Ceramics

Die MEISINGER LUSTER® und Twist Polisher Kits for Poly Ceramics wurden speziell für den Einsatz auf Hybridkeramiken entwickelt. Die verwendeten MEISINGER Polierer sind in Ihrer Körnung und Bindung perfekt aufeinander abgestimmt, so dass die Keramik optimal geglättet werden kann, ohne dabei das empfindliche Komposit zu beschädigen. In kürzester Zeit wird so-

mit ein makelloses Hochglanz-Finish erreicht. Im hochwertigen Bohrerständer werden die Instrumente gut organisiert und können nach der Anwendung bequem sterilisiert werden.



LUS01
LUSTER® for Poly Ceramics
Labor-Set für extraorale Arbeiten
Bestell-Nr.: 239276
Preis/Set: 106,58 EUR



GC05
Twist Polisher Kit for Poly Ceramics
(Extraoral)
Bestell-Nr.: 260230
Preis/Set: 139,86 EUR

LUSTER® for Zirconium reinforced Lithium Silicate (ZLS)



LUS03
LUSTER® for Zirconium reinforced Lithium Disilicate
Labor-Set für extraorale Arbeiten
Bestell-Nr.: 252112
Preis/Set: 279,42 EUR

Das MEISINGER LUSTER® Kits for Zirconium reinforced Lithium Silicate wurde speziell für den Einsatz auf zirkonverstärktem Lithium Silikat-Restaurationen entwickelt. Ein Schlüssel zur Bearbeitung von solchen Restaurationen ist ein schnelles Vorgehen mit minimaler Wärmeentwicklung.

MEISINGER hat diese Kits speziell für die Politur von zirkonverstärktem Lithium Silikat entwickelt. Dadurch wird die Wärmeentwicklung minimiert und Mikrorisse vermieden. Im hochwertigen Bohrerständer werden die Instrumente gut organisiert und können nach der Anwendung bequem sterilisiert werden.

Twist Polierer



LUS05
LUSTER® Twist Kit (Extraoral)
Bestell-Nr.: 242520
Preis/Set: 92,17 EUR

PMMA/PEEK



PMMA1
PMMA/PEEK Adjusting and Polishing Kit
Bestell-Nr.: -
Preis/Set: 103,36 EUR

CAD/CAM

7

Silikat Keramiken



SC01
The cerecdctors.com Finishing Kit
Bestell-Nr.: 260426
Preis/Set: 486,83 EUR



JK03
LUSTER® CAD/CAM Lab Kit according to James Klim DDS
Bestell-Nr.: 239778
Preis/Set: 465,15 EUR

LUSTER® for Porcelain



LUS41
LUSTER® Porcelain Polishing Kit (Extraoral)
Bestell-Nr.: 240657
Preis/Set: 223,57 EUR



2609
CAD/CAM Polishing Kit
Bestell-Nr.: 224208
Preis/Set: 235,72 EUR

Kunststoffbearbeitung



VAL01
Flexible Acrylic Adjusting and Polishing Kit
Bestell-Nr.: -
Preis/Set: 74,82 EUR



2638
Acrylic Adjustment Kit
Bestell-Nr.: 147078
Preis/Set: 102,68 EUR

Chard Advanced Dentistry CAD/CAM Ceramic Characterisation Kit

according to Dr. Simon Chard

Das Chard Advanced Dentistry CAD/CAM Ceramic Characterisation Kit wurde speziell für die Charakterisierung von Chairside- Keramikrestorationen einschließlich Empress, Emax und Hybridversorgungen entwickelt. Dieses Kit wurde unter Berücksichtigung des digitalen Workflows und höchster ästhetischer Ansprüche gemeinsam mit dem Zahnarzt

Dr. Simon Chard entwickelt. Es dient der kreativen Steuerung der Oberflächenstruktur, Anatomie und Glanzes der Restauration. Dies ermöglicht es dem Zahnarzt, vorhersehbar schöne Ergebnisse zu liefern.



CCK01
Chard Advanced Dentistry CAD/CAM
Ceramic Characterisation Kit
Bestell-Nr.: -
Preis/Set: 416,62 EUR

CAD/CAM

7

Adjusting and Polishing for Pre & Post Sintered Zirconia Extraoral Kit

according to Greg Campbell, DDS

Das Adjusting and Polishing Kit wurde in Zusammenarbeit mit Greg Campbell, DDS, entwickelt und dient der schnellen und vorhersagbaren Bearbeitung und Politur von Zirkonrestorationen. Dr. Campbell hat dazu spezielle Instrumente zur Bearbeitung und Politur von sowohl ungesintertem als auch gesintertem Zirkon ausgewählt. Diese tragen dazu bei, ein

schönes und gesundes Lachen zu schaffen. Das Kit enthält die notwendigen Instrumente zum Bearbeiten und Polieren sowohl vor als auch nach dem Sinterprozess.



GC07
Adjusting and Polishing
for Pre & Post Sintered Zirconia Extraoral Kit
Bestell-Nr.: -
Preis/Set: 245,21 EUR

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

Verbrauchsmaterialien CAD/CAM

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

ORBI-Scan Stone, ORBIS Dental

ORBI-Scan Stone macht das Pudern der Gipsmodelle überflüssig. Dieser Spezialgips ist für die optoelektronische Abtastung entwickelt worden. Er verhindert störende Reflektionen in den definierten Wellenbereichen. Kurze Abbindezeit. Aufgrund seiner geringen Expansionswerte, hoher Druckfestigkeit und Kantenstabilität ist ORBI-Scan Stone auch für andere anspruchsvolle Modellarbeiten (Meistermodelle, Implantate, etc.) einsetzbar.



Eimer 5 kg
Farbe: elfenbein

266841 29,25

- Mischungsverhältnis: 20 ml / 100g
- Verarbeitungszeit: 4 - 5 Min
- Abbindezeit: 9 - 11 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 60 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 90 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,06 %

TOP

VarseoVest P plus, Bego

Phosphatgebundene, Shock-Heat-Präzisionseinbettmasse speziell für den Guss von 3D-gedruckten Modellgussgerüsten

- Exzellente Passung und glatte Oberflächen der gegossenen Objekte / nach jedem Guss und sogar bei druckloser Einbettung

- Ausgezeichnetes Fließverhalten ermöglicht eine einfache Einbettung selbst an filigran gedruckten Objektanteilen, lange Verarbeitungszeit von mehr als 4:40 Min. erlaubt ein entspanntes Verarbeiten
- Einlegen der Muffel erfolgt bereits 20 Min. nach dem Einbetten direkt in den auf 900/950 °C vorgeheizten Ofen / für eine wesentliche Zeitersparnis beim Aufheizprozess
- Hohe Festigkeit der Einbettmasse sorgt dafür, dass Muffeln durch Quellen des Kunststoffes nicht reißen oder platzen / Grundlage für eine sichere Weiterverarbeitung
- Trotz hoher Festigkeit ist ein leichtes Ausbetten der Gussobjekte möglich
- Eindeutige Expansionssteuerung mit dem Spezial-Anmischliquid BegoSol® K* sorgt für reproduzierbare Passungsergebnisse
- Einfache Anwendung durch eine vergleichbare Verarbeitungsweise zu gängigen Modellguss-Einbettmassen



Karton

60 x 300 g Beutel, ohne Flüssigkeit

271313 121,90

Physikalische Daten:

Anmischliquid BegoSol K
Verarbeitungszeit bei 21 °C ca. 4:40 Min.
Haltbarkeit im ungeöffneten Beutel 24 Monate
Werkstoffkennwerte nach DIN EN ISO 15912
Erstarrungsbeginn (Vicat-Zeit) ca. 9:50 Min.
Druckfestigkeit ca. 8 MPa
Lineare thermische Expansion 0,9 %
Fließfähigkeit 145 mm

NEU

Verbrauchsmaterialien CAD/CAM

BlueSpray, Dreve

Kontrastreiches Spray für intraorale optische Aufnahmen.

- Gut sichtbar durch blaue Farbe
- Hervorragend scanbar
- Leicht und kontrolliert zu entfernen (abwaschbar)
- besonders lange Applikationsdüse



Dose 50 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
192156	80,24

Cerec Optispray, Dentsply Sirona

Mit CEREC Optispray entfällt die bisherige Zwei-Komponenten-Lösung mit Liquid und Puder. Einfach sprühen und aufnehmen. Die biege- und drehbare Düse kann ohne Aufwand in jede gewünschte Position gebracht werden.



Dose 50 ml

inkl. 1 Spezialdüse und Stabilisationsröhrchen

15371	53,00
-------	-------

Dose 200 ml

inkl. 3 Spezialdüsen und 1 Stabilisationsröhrchen

216836	97,00
--------	-------

Packung 25 Stück

Optispray Spezialdüsen

17518	29,00
-------	-------

Cerec Stone BC, Dentsply Sirona

CEREC Stone BC ist ein Superhartgips Typ IV zur Modellherstellung.

- Optimierte optische Eigenschaften wie Helligkeit und Kontrast
- Puderfreie Verwendung



Dosierflaschen 2 x 1200 g

31869	28,00
-------	-------

VITA Powder Scan Spray, Vita

Aufsprühbare, titandioxidfreie, blau eingefärbte Pigmentsuspension mit Minzaroma für die intraorale Applikation (Zahnoberfläche), sowie für die extraorale Anwendung (Gips Stumpf/ Gips Modell) zur Erstellung des opto-elektronischen Abdrucks bei CAD/CAM Restaurationen. Mattierung der Oberfläche des Zahnes bzw. des Modells, um eine optimale Aufnahme mit der Intraoralkamera bzw. mit dem Scanner zu ermöglichen.



Dose, 75 ml

Powder Scan Spray

268838	97,25
--------	-------

Imprint 4 Bite, 3M

VPS Bissregistriermaterial für alle okklusalen Bissregistrierungen.

- Hohe Endhärte (Shore-Härte A 90) gewährleistet hohe Stabilität und einfache Beschneidbarkeit
- Hohe Genauigkeit und Dimensionsstabilität
- Kurze Abbindezeit: 60 Sekunden für Patienten-Komfort und Praxis-Effizienz (20 sek. max. Verarbeitungszeit im Mund, 60 sek. Mundverweildauer)
- Scanbar mit Chairside- und Labor-Scannern
- Kosteneffizient



Refill

2 x 50 ml Kartuschen, 5 Mischkanülen, 5 Applikationsdüsen

239005	50,61
--------	-------

Verbrauchsmaterialien CAD/CAM

Imprint 4 Preliminary Penta, 3M

VPS Alginat-Ersatzmaterial für alle typischen Alginat-Abformungen.

- Scanbar mit Chairside- und Labor-Scannern
- Einfache Handhabung und Genauigkeit im Vergleich zu Alginat
- Weniger Arbeitsschritte in der Praxis
- Ansprechende und einfach lesbare pinke Farbe
- Frischer Minz-Geschmack und -Geruch
- Das Material führt zu einer besseren Oberflächenqualität des Protemp 4 Provisoriums



Refill 2 x 360 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Regular	239006 83,24
Super Quick	239007 83,24

Value Pack 6 x 360 ml

Regular	239008 212,59
Super Quick	239009 212,59

O-Bite Scan, DMG

Scanbares, extrem hartes Bissregistriermaterial auf A-Silikonbasis.

- Sehr gute Bruchstabilität
- Fruchtig-frischer Orangenduft
- Minimaler Bisswiderstand
- Schnellhärtend



Packung 2 x 50 ml Kartuschen, 12 Automix-Tips	244340 55,80
---	---------------------

Packung 8 x 50 ml Kartuschen, 50 Automix-Tips	244346 189,15
---	----------------------

Zubehör	
Automix-Tips pink, 50 Stück	29404 36,30
Conturation-Tips, 50 Stück	48203 23,20

Honigum Pro-Light Scan, DMG

Scanbares Korrekturabformmaterial auf Basis von A-Silikon.

- Intelligente Fließeigenschaften
- Außergewöhnliche Standfestigkeit
- Gute Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details
- Gut lesbarer Farbkontrast
- Extreme Reißzähigkeit



Packung 2 x 50 ml Kartuschen, 10 Automix-Tips, 10 Intraoral-Tips	244364 71,10
--	---------------------

Zubehör	
Automix-Tips gelb, 50 Stück	29686 35,65
Intraoral-Tips gelb, 50 Stück	29406 22,35

Honigum Pro-Heavy Scan, DMG

Scanbares Vorabformmaterial auf der Basis von A-Silikon.

- Hohe finale Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität



Packung Automix 2 x 50 ml Kartuschen, 4 Automix-Tips	244361 52,05
--	---------------------

Zubehör	
MixStar-Tips, 50 Stück	242154 74,15
Automix-Tips grün, 50 Stück	27335 42,55

StoneBite scan, Dreve

Scanbares Bissregistriermaterial auf A-Silikonbasis mit sehr hoher Endhärte.

- Endhärte 32 Shore D
- Hervorragend scanbar
- Standfest, thixotrope Eigenschaften
- Sehr gut schneid- und fräsbar



Packung 2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen pink, 12 Applikationstips	162669 60,68
---	---------------------

Verbrauchsmaterialien CAD/CAM

Xantasil Dynamix, Kulzer

Additionsvernetzendes, elastomeres Abformmaterial für die Situationsabformung. Das Alginatsubstitut zeichnet sich im Vergleich zu den traditionellen Alginaten besonders durch langfristige Dimensionsstabilität und einfache Handhabung aus. Dank der Dimensionsstabilität wird komfortables und mehrfaches Ausgießen der Abformung ermöglicht.



Refill

2 x 380 ml Kartuschen, 2 Dynamix Mixing Tips

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
225916	75,10

Zubehör

Dynamix Mixing Tips, 50 Stück

195732	63,60
--------	-------

Flexitime Fast&Scan Dynamix, Kulzer

Flexitime Fast&Scan ermöglicht zeitsparendes, effizienteres Arbeiten bei Abformungen von 1 / 3 präparierten Stümpfen. Flexitime Fast&Scan ermöglicht das direkte, puderfreie Scannen von Abformungen. Sie nutzen alle Vorteile der CAD/CAM-Restaurationen, ohne die erprobten Arbeitsabläufe bei der Abformung ändern zu müssen.



Packung Putty

2 x 380 ml Kartuschen, 2 Dynamix Mixing Tips

217227	185,00
--------	--------

Packung Heavy Tray

2 x 380 ml Kartuschen, 2 Dynamix Mixing Tips

217228	185,00
--------	--------

Zubehör

Dynamix Mixing Tips, 50 Stück

195732	63,60
--------	-------

Light Flow

217229	61,40
--------	-------

Mixing Tips gelb, 48 Stück

25870	50,60
-------	-------

Medium Flow

217230	61,40
--------	-------

Flexitime Fast&Scan Easy Putty, Kulzer

Flexitime Fast&Scan ermöglicht zeitsparendes, effizienteres Arbeiten bei Abformungen von 1 / 3 präparierten Stümpfen. Flexitime Fast&Scan ermöglicht das direkte, puderfreie Scannen von Abformungen. Sie nutzen alle Vorteile der CAD/CAM-Restaurationen, ohne die erprobten Arbeitsabläufe bei der Abformung ändern zu müssen.



Packung Easy Putty

je 300 ml Basis und Katalysator

217226	106,00
--------	--------

Flexitime Bite, Kulzer

Scanbares Bissregistriermaterial auf A-Silikon Basis. Es ist geeignet sowohl für die universelle Bissregistrierung als auch für die puderfreie optische Datenerfassung der Antagonisten für die CAD/CAM Technologie. Es zeichnet sich aus durch die extra hohe Endhärte von Shore D 40. Seine ausgeprägte Thixotropie vermeidet ein Abfließen in die Interdentalräume / sogar Zahnlücken / und ermöglicht eine einfache Mundentnahme.



Packung


2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün
ab 3 Packungen

19520	60,00
-------	-------

54,00

Virtual CADbite, Ivoclar Vivadent

Virtual CADbite ist ein scanbares Bissregistrierungsmaterial mit reflektierender Oberfläche, das sich optimal für die optische Erfassung von Scandaten (Gegenbiss) eignet.



Packung

2 x 50 ml Kartuschen

198850	48,80
--------	-------

Verbrauchsmaterialien CAD/CAM

**Füllmaterial für Kronenhalter,
Dentsply Sirona**
Knetmaterial zur Fixierung des Scankörpers.



Packung
Füllmaterial

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
144788	17,00

**Cerec Scanwachs Cervikalwachs,
Dentsply Sirona**
Cervikalwachs für das CEREC CAD/CAM System.



Dose
inLab Cervical Wax

148005	22,00
--------	-------

**Cerec Scanwachs Modellierwachs,
Dentsply Sirona**
Modellierwachs für das CEREC CAD/CAM System.



Dose
inLab Modeling Wax

147866	21,00
--------	-------

- Nur für Laserscanner optimal geeignet

CediTEC, Voco
CediTEC ist ein Befestigungssystem für Prothesenzähne in Prothesenbasen.

Indikationen:

- Befestigung von konfektionierten Prothesenzähnen und CAD/CAM gefertigten Einzelzähnen und Segmenten in CAD/CAM gefertigten Prothesenbasen
- Prothesenzahnbefestigung im Rahmen einer Reparatur oder Ergänzung

Vorteile:

- Fehler- und blasenfreies Anmischen
- Es wird nur so viel Material angemischt, wie auch benötigt wird
- Einfache, direkte Applikation
- Nachträgliches Ergänzen möglich
- Auch verwendbar für weitere Systeme und herkömmliches PMMA
- Ästhetisch, präzise, individuell - Prothesen mit dem CediTEC/V-Print dentbase System



CediTEC - Set Kartusche 80g

278070	129,90
--------	--------

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

Varseo Zubehör-Set, Bego

Das Varseo Zubehör-Set enthält ausgewählte Komponenten für die laborseitige 3D-Druck-Fertigung.



Set

- Zerstäuber, 1000 ml
- 2 x Kunststoffbecher 600 ml mit Deckel
- 3 x Säurepinzette
- Trichter 16 cm, lösungsmittelbeständig
- PVC-Gipsbecher, schwarz
- Siebhalter für Lackfilter
- Lackfilter (125 Stück)
- Pinsel, lösungsmittelbeständig
- Messbecher, 1000 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
246470	249,90

VarseoWax CAD/Cast, Bego

Harz für den 3D-Druck von CAD/Cast®-Modellgussgerüsten mit dem BEGO Varseo

- VarseoWax CAD/Cast ist rückstandsfrei ausbrennbar und bildet so optimale Voraussetzungen für porenfreie, glatte und präzise Modellgüsse
- Die auf die Einbettmasse VarseoVest P plus und VarseoVest C&B abgestimmte Expansion des Harzes erlaubt das Vorwärmen im Shock-Heat-Verfahren und sorgt für eine wesentliche Zeitersparnis beim Aufheizprozess
- Die hohe Formstabilität der gedruckten Objekte bietet eine verzugsfreie Einbettung und somit hohe Passgenauigkeit der gegossenen Objekte
- VarseoWax CAD/Cast steht als Systemkomponente des Varseo-3D-Drucksystems für die hohe Prozesssicherheit / die speziell für das Harz entwickelten Druck- und Verarbeitungsparameter sorgen für einwandfreie Fertigungsabläufe mit jederzeit reproduzierbaren Ergebnissen



Flasche 1,0 kg

VarseoWax CAD/Cast

244970	299,90
--------	--------

VarseoWax Surgical Guide, Bego

Harz für den 3D-Druck von Bohrschablonen und Implantatprothetik-Einsetzhilfen mit dem BEGO Varseo-System

- VarseoWax Surgical Guide ist ein chemisch hochbeständiges Harz, die gedruckten Objekte können bequem und einfach gereinigt und desinfiziert werden
- Die auf Bohrschablonen abgestimmten 3D-Druckparameter sorgen für eine exakte

Formgebung im Bereich der Bohrhülsen und in der Folge für präzise Bohrungen sowie eine optimale Passung im Rahmen der anschließende Insertion beim Patienten

- VarseoWax Surgical Guide erfüllt die Anforderungen an ein Medizinprodukt der Klasse 1



Flasche 1,0 kg

VarseoWax Surgical Guide

244971	479,90
--------	--------

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VarseoWax Tray, Bego

Harz für den 3D-Druck von individuellen Abformlöffeln mit dem BEGO Varseo-System

- VarseoWax Tray ist wasser- und Lösungsmittelbeständig, damit sind die gedruckten Objekte universell für alle Abformmaterialien einsetzbar
- Die hohe Formstabilität und Festigkeit ermöglichen eine präzise und verzugsfreie Abdrucknahme beim Patienten
- Durch die CAD-Modellierung können Retentionslöcher im Abformlöffel in einem Schritt bequem gefertigt werden / zusätzliche Bohrungen entfallen
- Die CAM-Fertigung sorgt für gleichmäßig abgerundete Ränder / ein aufwändiges Nachschleifen der Randbereiche entfällt
- Die glatten Oberflächen der gedruckten Objekte bieten die Grundlage für eine sehr gute Passform
- VarseoWax Tray erfüllt die Anforderungen an ein Medizinprodukt der Klasse 1



Flasche 1,0 kg

VarseoWax Tray

244972 379,90

VarseoWax Model, Bego

- VarseoWax Model ist ein Harz für den 3D-Druck von zahntechnischen Modellen sowie von massiv oder hohl aufgebauten Modellen mit herausnehmbaren Stümpfen
- Die hohe Formstabilität der geplotteten Modelle bildet die optimale Grundlage für präzise, glatte und porenfreie Modelloberflächen
- VarseoWax Model kann gegen anhaftendes Wachs isoliert werden und ist feuchtigkeitsstabil, was ein problemloses Reinigen des Modells und ein dem konventionellen Gipsmodell vergleichbares Handling im Rahmen der Verarbeitung ermöglicht
- VarseoWax Model steht als Systemkomponente des Varseo S 3D-Druck-Systems für hohe Prozesssicherheit / die speziell für das Harz entwickelten Druck- und Verarbeitungsparameter sorgen für einwandfreie Fertigungsabläufe mit jederzeit reproduzierbaren Ergebnissen



Flasche 1,0 kg

Varseo Wax Model

255173 379,90

FotoDent Denture 385 nm, Dreve

FotoDent® denture 385 nm

Lichthärtender Kunststoff für die Produktion dentaler Prothesenbasen. Die Nutzung des Harzes ermöglicht akkurate Ergebnisse bei größtmöglicher Dimensionsstabilität. FotoDent® denture ist frei von MMA und farbstabil.

NEU



Flasche, 1 kg

rosa-transparent

rosa-opak

259976 366,06

278097 366,06

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

CAD/CAM/3D-Druck

7

FotoDent Gingiva 385 nm, Dreve
Lichthärtender Kunststoff zur Fertigung dentaler Zahnfleischmasken. Dauerhaft weichbleibend und flexibel. Perfekt kombinierbar mit den Arbeitsmodellen aus FotoDent® model-Harzen.

NEU



Flasche, 1 kg
Fotodent Gingiva

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
268682	276,72

FotoDent Guide, Dreve
FotoDent® guide 385 und 405 nm Lichthärtender Kunststoff zur Fertigung dentaler Bohrschablonen. Aus FotoDent® guide gefertigte Schablonen sind formstabil und biokompatibel.

NEU



Flasche, 1 kg
blau-transparent 385 nm
blau-transparent 405 nm

263957	341,50
251113	341,50

FotoDent Model, Dreve
FotoDent model 385/405 nm
Lichthärtender Kunststoff zur Herstellung von dentalen Arbeitsmodellen für KFO und Prothetik. Hohe Form- und Bruchstabilität. Abrasionsresistent, feuchtigkeits- und lichtbeständig.

NEU



Flasche, 1 kg
model, beige, 385/405 nm
model2, beige-opak

251112	130,00
280638	160,00

FotoDent model2 385 nm
Speziell entwickelt für neue Druckergenerationen bei 385 nm.

FotoDent Tray 385/405nm, Dreve
Biokompatibler, lichthärtender Kunststoff zur Fabrikation dentaler, individueller Abformlöffel. Hohe Reaktivität bei geringer Viskosität. Die fertigen Abformlöffel weisen eine homogene Oberfläche auf, was die manuelle Nacharbeit deutlich reduziert.

NEU



Flasche, 1 kg
grün, 385/485 nm

259975	185,74
--------	--------

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

FotoDent cast 385/405 nm, Dreve
Lichthärtender Kunststoff zur Produktion ausbrennbarer Formteile für die dentale Gießtechnik. Das Material ist hochkompatibel: Mit allen handelsüblichen Einbettmassen kann es verwendet werden.

NEU



Flasche, 1 kg
rot-transparent, 385/405 nm

251086 **314,47**

FotoDent IBT 385 nm, Dreve
Lichthärtender Kunststoff zur Herstellung von transparenten, kieferorthopädischen Übertragungsschienen. Überprüfung der korrekten Bracketpositionen jederzeit möglich - vor und nach dem Verkleben. Optimale Flexibilität für einfaches Entfernen. Verwendbar mit allen gängigen Bracketsystemen.

NEU



Flasche, 1 kg
klar-transparent, 385 nm

273586 **284,00**

Temp Print, GC
3D-druckfähiges, lichthärtendes Composite. Es ist ein biokompatibles Material der Klasse IIa für temporäre Kronen und Brücken ohne Methylmethacrylat (MMA). Dank der DCR-Technologie genügt ein Schütteln der Flasche per Hand, um eine homogene Dispersion zu erhalten.



Flasche 500 g
GC Temp Print Light
GC Temp Print Medium

272872 **250,00**
272873 **250,00**

Formlabs Resin Castable, Formlabs
Das Castable Resin wurde eigens für den Formlabs entwickelt und ermöglicht Ihnen die Erstellung von ausbrennbaren Formen.

- Ausbrennbar
- Extrem stabil
- Sehr detailreich

Die Formlabs Kartuschen passen physisch in alle Formlabs SLA 3D-Drucker ab der zweiten Generation (Form 2, Form 3 und Form 3L). Allerdings kann es sein das ein Material nicht mit Ihrem Drucker kompatibel ist und in der PreForm Software kein entsprechendes Materialprofil ausgewählt werden kann. Prüfen Sie deshalb bitte immer im Vorfeld in PreForm das dieses Kunstharz auch mit Ihrem Drucker kompatibel ist. **Das gilt für alle Formlabs Kartuschen!**



Kartusche 1 Liter
Resin Castable für Form 2/3

260284 **249,00**

CAD/CAM/3D-Druck

7

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Formlabs Resin Dental LT clear, Formlabs

Als biokompatibles Harz der Klasse IIa eignet sich Dental LT Clear aufgrund seiner hohen Bruch- und Verschleißfestigkeit ideal für Schienen, Halterungen und andere direkt gedruckte kieferorthopädische Geräte.



Kartusche 1 Liter
Resin Dental LT clear

263039 **359,00**

Formlabs Resin Dental SG, Formlabs

Das erste biokompatible Kunstharz revolutioniert die Dentalchirurgie und digitale Zahnmedizin. Das zertifizierte Material der Klasse 1 wurde speziell für den Dental-Bereich entwickelt und bietet somit bahnbrechende Einsatzmöglichkeiten für den Desktop-3D-Druck. Mit dem Formlabs Dental SG-Resin können u.a. hochpräzise Bohrschablonen für die Implantatchirurgie erstaunlich schnell und äußerst kostengünstig direkt mit den Formlabs Drucker über digitale Scandaten erstellt werden.



Kartusche 1 Liter
Resin Dental SG für Form 2/3

260287 **270,00**

- Class 1 Biokompatibel
- Geeignet für Kronen und Brücken
- Gipsoptik

Formlabs Resin Temporary C+B, Formlabs

Temporäres CB-Harz ist ein zahnfarbenes Harz für den 3D-Druck von temporären Kronen- und Brückenrestorationen, Inlays, Onlays und Furnieren. Dieses Material ist für Brücken mit bis zu sieben Einheiten vorgesehen und in vier VITA *-Farben erhältlich. Es bietet eine hervorragende Anpassung, Festigkeit und Ästhetik an den Rändern.



Für den Druck mit temporärem CB-Harz ist eine Edelstahl-Bauplatzform erforderlich, um eine optimale Ästhetik und Leistung zu erzielen.

NEU



Kartusche, 700 ml

Temporary C&B, Farbe A2
Temporary C&B, Farbe A3
Temporary C&B, Farbe B1
Temporary C&B, Farbe C2

282917 **449,00**
282916 **449,00**
282915 **449,00**
282914 **449,00**

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

Formlabs Resin Custom Tray, Formlabs

Custom Tray Resin ist ein schnell druckbares biokompatibles Material, mit dem benutzerdefinierte Abformlöffel für Implantate, Zahnersatz, Kronen und Brücken sowie andere umfassende Fälle direkt gedruckt werden können. Digital gefertigte Abformlöffel liefern konsistente, genaue Abdrücke für eine qualitativ hochwertige Zahnheilkunde. Custom Tray Resin druckt schnell vollständige Abformlöffel mit einer Schichthöhe von 200 Mikron, reduziert die Arbeitszeit und ermöglicht einen höheren Durchsatz.



Kartusche, 1000 ml

Custom Tray Resin, blau

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

282918 225,00

NEU

Formlabs Resin, Formlabs

Dieses Kunstharz, für den SLA-Druck, liefert detailgetreue 3D-Drucke mit glatten und gleichmäßigen Oberflächen. Die fertig erstellten Modelle haben eine sehr hohe Auflösung und sind von erstaunlicher Qualität geprägt und das bei einer unglaublichen Strapazierfähigkeit. Das Kunstharz von Formlabs lässt sich darüber hinaus auch noch Nacharbeiten wie z.B. schleifen, bemalen, lackieren oder polieren.



Kartusche 1 Liter

Resin Clear für Form 2/3

260283 135,00

Resin Grey für Form 2/3

260280 135,00

Resin White für Form 2/3

260281 135,00

Formlabs Resin Castable Wax, Formlabs

Ausbrennbares wachähnliches Kunstharz für FormlabsSLA 3D-Drucker



Kartusche 1 Liter

Resin Castable Wax für Form 2/3

274085 249,00

Formlabs Resin Draft, Formlabs

Das Formlabs Draft Resin eignet sich besonders gut für die Prototypenfertigung. Draft druckt 3-4x schneller als das Standard Resin.

- Schneller Druck
- Passend für Formlabs SLA 3D-Drucker
- Deutliche Zeitersparnis



Kartusche 1 Liter

Resin Draft

274075 135,00

CAD/CAM/3D-Druck

7

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

Formlabs Resin Grey Pro, Formlabs
Das spezielle Kunstharz von Formlabs wurde eigens für Formlabs SLA 3D-Drucker entwickelt. Sein Einsatz kommt vorzugsweise bei detailgetreuen 3D Modellen vor, die eine einzigartig glatte und ebene Oberfläche erfordern. Das Grey Pro Material zeichnet sich durch Abriebfestigkeit und hohe Belastbarkeit aus. Viele Anwender vergleichen die Applikationen in denen Grey Pro verwendet wird mit denen eines Polyamids (Nylon).

- Für Formlabs SLA 3D-Drucker
- Überragende Leistung
- Formvollendete Ergebnisse



Kartusche 1 Liter
Resin Grey Pro

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
263228	169,00

Formlabs Resin Dental Model, Formlabs
Das Dental Model Resin überzeugt durch eine makellose Oberflächenbeschaffenheit mit Farb- und Härtewerten wie bei Gipsmodellen. Dadurch ist es hervorragend für die digitale Modellproduktion geeignet.



Kartusche 1 Liter
Resin Dental Model

263222	135,00
--------	--------


Formlabs Resin Surgical Guide, Formlabs
Surgical Guide Resin ist ein autoklavierbares, biokompatibles Kunstharz für Anwendungen wie den 3D-Druck von chirurgischen Bohrschablonen zum Platzieren von Implantaten. Es wurde spezifisch für Formlabs Drucker ausgelegt und eingehend mit Autoklaven, Lösungsmitteln und Implantatsystemen getestet.



Kartusche 1 Liter
Surgical Guide Resin

276935	225,00
--------	--------

Formlabs Build Platform Form 2, Formlabs
Die Ersatz Bauplattform optimiert Ihren 3D-Druck. Die Bauplatte lässt sich problemlos austauschen. Wir empfehlen Ihnen, diese Build Platform auszutauschen sobald Sie mit mehreren Kunstharzen arbeiten möchten. Das Resin kann darin bis zu drei Monaten gelagert werden. Wenn die Build Platform sich nicht mehr reinigen lassen, müssen diese ausgetauscht werden.



Stück
Build Platform für Form 2/3

260291	90,00
--------	-------

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Formlabs Resin Tank für Form 2, Formlabs

Mit einer 10 bis 20-mal längeren Standzeit sorgt der Harztank LT (Long Term) für ein noch einfacheres Materialmanagement. Zusätzlich zur längeren Einsatzdauer des Tanks hat Formlabs einige Verbesserungen an der Konstruktion vorgenommen, die die Arbeitsschritte optimieren. Dazu gehören eine genauere Druckererkennung und eine Geometrie, die das Verschütten minimiert. Auch der Wischer lässt sich nun leichter lösen.

- Bessere Erkennung durch den Drucker
- Anti-Spill-Geometrie
- Leichtere Wischerfreigabe




Resin Tank für Form 2

263243 85,00

Formlabs Build Platform Form 3, Formlabs

Die Ersatz Bauplattform für den Form3 LFS-Drucker optimiert Ihren 3D-Druck. Die Bauplatte lässt sich problemlos austauschen. Wir empfehlen Ihnen, diese Build Platform auszutauschen sobald Sie mit mehreren Kunstharzen arbeiten möchten. Das Resin kann darin bis zu drei Monaten gelagert werden. Wenn die Build Platform sich nicht mehr reinigen lassen, müssen diese ausgetauscht werden.



Build Plattform Form 3

274087 99,00

Edelstahl Bauplattform für Form3, Formlabs

Für den Druck mit temporärem CB-Harz ist diese Edelstahl-Bauplattform erforderlich, um eine optimale Ästhetik und Leistung zu erzielen.

NEU



Edelstahl Bauplattform für Form3

283030 228,00

Formlabs Resin Tank für Form 3, Formlabs

Der Resin Tank des Formlabs Form 3 ist die Wanne in der sich das Druckmaterial (Kunstharz) befindet. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurden hierbei einige Verbesserungen umgesetzt. So fasst der Tank nun ein größeres Resin Volumen wodurch er nicht mehr überlaufen verschütten kann. Zusätzlich verfügt der Form 3 Resin tank über eine neuartige flexible PDMS-Schicht. Die Schicht ist von der Lebensdauer vergleichbar mit der des LT Tanks des Vorgängermodells und hält somit ausgesprochen lange.

- Flexible Druckfolie
- Lange Lebensdauer
- Einfaches Materialmanagement



Resin Tank für Form 3

274086 148,50

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

ProArt Print Model, Ivoclar Digital

ProArt Print Model ist ein opak-beigefarbenes Material und eignet sich für die Herstellung von Modellen. Es können mit diesem einen Material Implantat- oder Tiefziehmodelle, aber auch volle / hohle Modelle mit herausnehmbaren Stumpfen angefertigt werden.

NEU



Flasche 1000 ml

ProArt Model Print beige

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

282985 250,00

ProArt Print Splint, Ivoclar Digital

ProArt Print Splint eignet sich zur Herstellung von okklusionsgetragenen Schienen, Bohrschablonen und Einprobekörpern für die festsitzende und die herausnehmbare Prothetik. Die hergestellten Objekte zeichnen sich durch ihre gute Polierbarkeit, hohe Transparenz und gute Stabilität aus, ohne spröde zu sein.

NEU



Flasche 1000 ml

ProArt Print Splint clear

282986 350,00

ProArt Print Wax, Ivoclar Digital

ProArt Print Wax brennt ruckstandslos aus und eignet sich daher ideal zur Herstellung von Pressobjekten. In der Presstechnik ist ProArt Print Wax in Verbindung mit IPS e.max Press das ideale Hilfsmittel.

NEU



Flasche 1000 ml

ProArt Print Wax yellow

282987 320,00

Imprimo LC Cast, Scheu-Dental

IMPRIMO® LC Cast ist für den Druck von Objekten in der Präzisionsgusstechnik prädestiniert. Geeignet für 3D-Drucker mit DLPTechnologie (385 nm)

- Das Material verbrennt rückstandsfrei
- Porenfreie und exakte Oberfläche
- Auch komplexe Strukturen lassen sich problemlos einbetten
- Alle gängigen Standardeinbettmassen sind verwendbar
- Rote Einfärbung zur einfachen Kontrolle



Imprimo LC Cast 1 kg

268034 283,00

Imprimo LC Model, Scheu-Dental

Die photo-polymerisierbaren und photo-sensitiven Kunststoffharze sind geeignet für massive oder hohl gestaltete Modelle, z.B. mit herausnehmbaren Stümpfen. Die glatte und porenfreie Oberfläche bietet bestmögliche Voraussetzungen für die weitere Bearbeitung, z.B. für Tiefziehvorgänge. Geeignet für 3D-Drucker mit DLP-Technologie (385 nm). Das Material ist in den Farben ivory, grau und beige erhältlich.

- Modelle sind mit Dubliermaterial reproduzierbar
- Das Material ist feuchtigkeitsstabil und abdampfbar
- Für die weitere Verwendung von Methacrylaten wird die 3D Modellisolierung empfohlen



Flasche 1 kg

Imprimo LC Model, ivory
Imprimo LC Model, beige
Imprimo LC Model, grau

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

268030 **196,80**
273176 **196,80**
273175 **196,80**

Imprimo LC Splint, transparent, Scheu-Dental

IMPRIMO® LC Splint eignet sich für die Herstellung transparenter Aufbisschienen und Bohrschablonen. Durch die Aushärtung bei einer Wellenlänge von 385 nm bleibt die Materialtransparenz erhalten. Geeignet für 3D-Drucker mit DLP-Technologie (385 nm).

- Systemverifizierte Druckparameter erzeugen eine exakte Formgebung
- Die hohe Bruchdehnung des Materials bietet zusätzliche Sicherheit
- Nach der Aushärtung sind die Schienen formstabil und verzugsfrei
- Das Material ist geruchsarm, weil es ohne Verdünnermonomere auskommt
- Das Material ist biokompatibel



Flasche 1 kg

Imprimo LC Splint, transparent

268032 **279,80**

Imprimo LC Impression, orange, Scheu-Dental

Die mit IMPRIMO® LC Impression erzeugten Basen und Funktionslöffel garantieren einen präzisen Abdruck und sind für den Patienten biologisch verträglich. Geeignet für 3D-Drucker mit DLP-Technologie (385 nm).

- Die hohe Stabilität des Materials sichert eine verzugsfreie Abdrucknahme
- IMPRIMO® LC Impression ist nach der Aushärtung geeignet für alle gängigen Abformmaterialien
- Retentionslöcher können in der CAD-Modellation vorgeplant werden
- Das Material ist biokompatibel



Flasche 1 kg

Imprimo LC Impression, orange

268033 **219,00**

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

Imprimo LC IBT, transparent, Scheu-Dental

Lichthärtendes, flexibles Harz zur Herstellung von Bracket-Transfermasken für die indirekte Klebtechnik. Geeignet für 3D-Drucker mit DLP-Technologie (385 nm).

- Die Positionierung der Brackets lässt sich durch die Materialtransparenz optimal kontrollieren
- Die Transfermasken sind desinfizierbar
- Auch über größere Spannen sind die Übertragungsmasken stabil und verzugsfrei
- IMPRIMO® LC IBT ist biokompatibel



Flasche 1 kg

Imprimo LC IBT, transparent

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
268036	283,00

Imprimo LC Denture, Scheu-Dental

Mit IMPRIMO® LC Denture lassen sich Prothesenbasen herstellen. Geeignet für 3D-Drucker mit DLP-Technologie (385 nm). Das Material erfüllt bezüglich der Wasseraufnahme und Wasserlöslichkeit gemäß DIN-Norm ISO 20795-1:2013 alle dentalen Anforderungen. Das Druckerharz ist in den Farben orange pink, light pink und deep pink erhältlich.



Flasche 1 kg

Imprimo LC Denture, light pink

Imprimo LC Denture, orange pink

Imprimo LC Denture, deep pink

273180	343,20
273179	343,20
273181	343,20

Imprimo LC Gingiva, Scheu-Dental

Mit IMPRIMO® LC Gingiva lassen sich flexible Zahnfleischmasken für hochpräzise Implantationsarbeiten generieren. Geeignet für 3D-Drucker mit DLP-Technologie (385 nm).



Flasche 1 kg

Imprimo LC Gingiva

268037	293,10
--------	--------

Imprimo LC Try-In, Scheu-Dental

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz. Eignet sich als Basismaterial zur Funktionseinprobe von digital gefertigten Prothesenbasen. Geeignet für 3D-Drucker mit DLP-Technologie (385 nm). Das Material ist erhältlich in den Farben VITA classical A1, A2 und A3.



Flasche 1 kg

Imprimo LC Try-In, A1

Imprimo LC Try-In, A2

Imprimo LC Try-In, A3

273182	267,90
273183	267,90
273184	267,90

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

Imprimo LC Temp, Scheu-Dental

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz der MPG-Klasse IIa zur Herstellung von temporären Kronen, Brücken und Mock-Ups mit hoher Abrasions- und Bruchfestigkeit. Erhältlich in den Zahnfarben VITA classical A1, A2 und A3. Die Provisorien können mit temporären Zementen befestigt werden. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.



Flasche 1 kg

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Imprimo LC Temp, A1	273185 398,50
Imprimo LC Temp, A2	273186 398,50
Imprimo LC Temp, A3	273187 398,50

Imprimo LC Temp It, Scheu-Dental

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz der MPG-Klasse IIa als Variante longterm - mit höherem Füllstoffanteil für die Herstellung von Langzeitprovisorien wie Kronen und Brücken sowie Mock-Ups. Erhältlich in den Zahnfarben VITA classical A1, A2 und A3. Die Provisorien können mit temporären Zementen befestigt werden. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.



Flasche 1 kg

Imprimo LC TempIt, A1	273188 474,60
Imprimo LC TempIt, A2	273189 474,60
Imprimo LC TempIt, A3	273190 474,60

Imprimo LC MJF, Scheu-Dental

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes und hämokompatibles Harz der MPG-Klasse IIa zur Herstellung von Apparaturen für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie Implantologie. Geeignet für Plasma-, Autoklav-, Gamma- und Ethylenoxid-Sterilisation. Für dieses einzigartige, blutkompatible Druckmaterial erschließt sich eine Reihe von Anwendungen mit einem äußerst hohen Anspruch an Biokompatibilität, wie z.B. Implantat-Bohrschablonen oder NAM-Platten. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.



Flasche 1 kg

Imprimo LC MJF, transparent	273191 897,30
-----------------------------	----------------------

Asiga Max Trays, Scheu-Dental

Das Tray-System für den Asiga MAX ermöglicht ein einfaches Wechseln und Nachfüllen der Materialien und umfasst vier Trays mit unterschiedlichem maximalem Druckvolumen. Jedes Tray ist mit einem RFID-Chip ausgestattet, der vom Drucker ausgelesen wird und dem Anwender über das Display anzeigt, wann das Tray ersetzt werden muss.



Stück

Tray 1 l	268039 81,80
Tray 2 l	268038 144,30
Tray 5 l	268040 204,80
Tray 10 l	268041 297,80

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

V-Print model, Voco

V-Print model

Zur Herstellung dentaler Arbeits- und Präsentationsmodelle

- Präzise beschleifbar, keine ungewollte Veränderung am Werkstück (z. B. durch Wärmeeintrag)
- Kratzfeste Oberfläche mit hoher Härte ermöglicht Aufpassungen ohne Formänderung
- Für Tiefziehtechnik geeignet, da formstabil bei Wärmeeintrag durch Tiefziehtemperatur
- Hohe Präzision für optimale Passung der Restaurationen



Flasche

V-Print model, beige 1000 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

270577 299,00

V-Print splint, Voco

Zur Herstellung von therapeutischen Schienen, Bleaching-Schienen (Home-Bleaching), sowie Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend.

- Medizinprodukt der Klasse IIa
- Biokompatibel und geschmacksneutral für hohe Kundenakzeptanz
- 385 nm Wellenlänge ermöglicht ästhetisch klartransparenten Druck
- Hohe Biegefestigkeit für langlebige Objekte
- Hohe Präzision und damit passgenau für hohen Tragekomfort



Flasche

V-Print splint, clear 1000 g

267386 432,00

V-Print SG, Voco

Zur Herstellung dentaler Bohrschablonen

- Medizinprodukt der Klasse II a
- Biokompatibel und geschmacksneutral für hohe Kundenakzeptanz
- 385 nm Wellenlänge ermöglicht ästhetisch klartransparenten Druck
- Dimensionsstabil dampfsterilisierbar für hohe Patientensicherheit



Flasche

V-Print SG 1000 g

273479 432,00

V-Print cast, Voco

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Fertigung ausbrennfähiger Objekte für Gieß- und Pressverfahren

NEU



Flasche

V-Print cast 1000 g

274143 299,00

Verbrauchsmaterialien 3D-Druck

V-Print dentbase, Voco

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Fertigung von Prothesenbasen für die herausnehmbare Prothetik.

Vorteile:

- Natürliche Gingivafarbe für anspruchsvolle Ästhetik
- Präzise und passgenau für hohen Tragekomfort
- Zeitersparnis beim Polieren / dank gedruckter Oberfläche
- Universell / mit handelsüblichen Kunststoffen und Composites kompatibel
- Hohe Grünfestigkeit zur sicheren Entnahme von der Bauplattform
- Biokompatibel



Flasche

V-Print dentbase pink 1000 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

277986 359,00

NEU

V-Print Try-In, Voco

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Fertigung von Einprobekörpern für die Prothetik.

Vorteile:

Überprüfung und Möglichkeit der Veränderung der Passung, Okklusion, Funktion, Phonetik und Ästhetik vor der Fertigung prothetischer Arbeiten.

NEU



Flasche

V-Print Try-In beige 1000 g

277987 359,00

V-Print model fast, Voco

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von dentalen Modellen.

V-Print model fast dient zur generativen Herstellung dentaler Modelle wie sie in der täglichen Routine im Dentallabor als Vorstufe zur Tiefziehtechnik benötigt werden. Das Druckharz besitzt eine hohe Temperaturbeständigkeit und ist somit ideal für die Herstellung formstabiler Tiefziehmodelle auch für die Alignertherapie geeignet.

NEU



Flasche

V-Print model fast blue 1000 g

280441 225,00

Sonstiges / Zubehör

IPS e.max CAD Crystallization Tray, Ivoclar Vivadent technical
Zur Kristallisation des IPS e.max CAD wird grundsätzlich der IPS e.max CAD Crystallization Tray verwendet. Der Brenngutträger und die Pins speichern die Wärme und gewährleisten hierdurch ein langsames und vor allem spannungsfreies Abkühlen der Glaskeramik.



Tray
1 x Crystallization Tray
3 x 3 Stk. Crystallization Pin
Größen: S, M, L

Pin Refill
3 x 6 Stück Crystallization Pin
Größen: S, M, L
3 Stück Crystallization Pin XS

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
191496	128,50
191517	80,00
234427	25,60

Everest Coolant 2, KaVo
Kühlschmiermittel Konzentrat für KaVo Everest engine geeignet für T-Blank, Everest G-Blank, Everest Z-Blank.



Kanister 5 l

40414	134,40
-------	--------

Everest Milling Pins, KaVo
Schleifkörper zur Bearbeitung von KaVo Everest Blanks.



Stück Fräser für T-Blank

Milling Pin 1	143514	69,30
Milling Pin 3	143531	69,30

Stück für ZS-Blank

Milling Pin ZS 1	145900	138,60
Milling Pin ZS 3	145972	138,60

Stück für ZS Ronde

Milling Pin ZS 1 long	195850	138,60
Milling Pin ZS 3 long	195854	138,60

Stück für G-Blank

Diamond Grinding Pin 1	143532	63,00
Diamond Grinding Pin 3	143533	69,30

Everest Nassfilterbeutel engine, KaVo
Ersatzfilterbeutel für Everest Schleifmaschine.



Packung 1 Stück
Filterbeutel

145273	112,40
--------	--------

Everest Sintering Sand, KaVo
Sintersand für Keramikgerüste im KaVo Everest therm.



Packung 50 g
Sintering Sand

160708	37,80
--------	-------

Sonstiges / Zubehör

Dentatec Schleifzusatz, Dentsply Sirona
Schleifzusatz für CEREC und inLab Schleif-
feinheiten:

- Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Dosierungen für Vita-Blocs und Ivoclar-ProCAD-Blocs!



Flasche 1000 ml
Dentatec Schleifzusatz

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
23484	60,00

Cerec/ inLab Cone Bur, Dentsply Sirona

- Cerec Cone Bur 12 zur Bearbeitung von VITA CAD-Waxx Blöcken
- Cerec Cone Bur 14 zur Bearbeitung von VITA CAD-Temp und Ivoclar IPS-Acryl Kunststoffblöcken



Packung 6 Stück für inLab

Cone Bur 12	142131	216,00
Cone Bur 14	159994	216,00

Cerec/ inLab MC XL Step Bur, Dentsply Sirona

- Cerec/ inLab MC XL Step Bur 12 S / Step Bur 12
- Beide Schleifwerkzeuge sind geeignet für das CEREC®/ inLab MC XL Gerät (links). Zur Bearbeitung von Silikat- und Infiltrationskeramik (Sirona CEREC Blocs/ -Blocs PC, Vita VITABLOCKS Mark II/ -TriLuxe/ -TriLuxe forte, Ivoclar IPS Empress CAD/ -CAD Multi, Ivoclar IPS e.max CAD und Vita IN-CERAM Alumina, Spinell, Zirkonia)



Packung 6 Stück

Step Bur 12 S	33027	189,00
Step Bur 12	205692	189,00
Step Bur 20	38684	229,00

Mit dem Step Bur 12 S kann zusätzlich Kunststoff bearbeitet werden.

- Cerec/ inLab MC XL Step Bur 20
- Für das CEREC®/ inLab MC XL Gerät (links). Zur Bearbeitung von Sinterkeramik und Kunststoff (Sirona inCoris AL/ -ZI, Vita IN-CERAM AL/ -YZ, Ivoclar IPS e.max Zir-CAD und Vita CAD-Temp, CAD-Waxx)

G-Cera Orbit Vest, GC

Phosphatgebundenes, feuerfestes Stumpfmaterial für die direkte Schichtung keramischen Materials zur Herstellung von Inlays, Onlays, Kronen und Verblendungen.



Packung 30 x 33 g

G-Cera Orbit Vest, für Kronen	89289	118,46
G-Cera Orbit Vest, für Inlays	89288	118,46

Flasche 200 ml

G-Cera Orbit Vest Flüssigkeit	89285	53,46
-------------------------------	-------	-------

Sonstiges / Zubehör

CAD/CAM/3D-Druck

7

Cerec/ inLab MC XL Cylinder Pointed Bur, Dentsply Sirona

- Cerec/ inLab MC XL Cylinder Pointed Bur 12S
Für das CEREC®/ inLab MC XL Gerät (rechts). Zur Bearbeitung von Silikat- und Infiltrationskeramik (Sirona CEREC Blocs/ -Bloccs PC, Vita VITABLOCS Mark II/ -TriLuxe/ -TriLuxe forte, Ivoclar IPS Empress CAD/ -CAD Multi, Ivoclar IPS e.max CAD und Vita IN-CERAM Alumina, Spinell, Zirkonia)



Packung 6 Stück

Cylinder Pointed Bur 12 S
Cylinder Pointed Bur 20

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
33011	189,00
38685	229,00

- Cerec/ inLab MC XL Cylinder Pointed Bur 20
Geeignet für das CEREC®/ inLab MC XL Gerät (rechts). Zur Bearbeitung von Sinterkeramik und Kunststoff (Sirona inCoris AL/ -ZI, Vita IN-CERAM AL/ -YZ, Ivoclar IPS e.max ZirCAD und Vita CAD-Temp, CAD-Waxx)

Cerec/ inLab MC XL Shaper, Dentsply Sirona

- Cerec/ inLab MC XL Shaper 25
Zur Bearbeitung von Modellkunststoffblöcken



Packung 3 Stück

Shaper 25

220437 236,00

- Cerec/ inLab MC XL Shaper 25 RZ
Zur Bearbeitung von Zirkonoxid und Kunststoff



Shaper 25 RZ

239248 239,00

Die Fräswerkzeuge dürfen nur in inLab MC XL Maschinen ab Seriennummer 120000 eingespannt werden, oder in inLab MC XL Maschinen, die über das Motorenupgradekit umgerüstet wurden.

Cerec/ inLab MC XL Finisher 10, Dentsply Sirona

- Cerec/ inLab MC XL Finisher 10
Zur Bearbeitung von Kunststoff, Modellkunststoffblöcken und Zirkonoxid



Packung 3 Stück

Finisher 10

220432 199,00

Die Fräswerkzeuge dürfen nur in inLab MC XL Maschinen ab Seriennummer 120000 eingespannt werden, oder in inLab MC XL Maschinen, die über das Motorenupgradekit umgerüstet wurden.

inLab MC X5 Bur ZrO2DC, Dentsply Sirona

- Neue beschichtete Zirkonoxid- Fräswerkzeuge für die inLab MC X5 Fertigungseinheit. Die beschichteten Fräswerkzeuge Bur ZrO2 DC weisen eine über fünfmal so lange Standzeit auf.



Stück

Bur 0,5 Zirkon DC
Bur 1,0 Zirkon DC
Bur 2,5 Zirkon DC

252551 108,00
252550 108,00
252547 108,00

**inLab MC X5 Bur Composite,
Dentsply Sirona**

Fräswerkzeuge zur Bearbeitung von Kompositen, für die inLab MC X5 Fertigungseinheit.



Stück

Bur 0,5 Composite 1 Stück
Bur 1,0 Composite 1 Stück
Bur 2,5 Composite 1 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

256288 **99,00**
248167 **99,00**
248168 **98,00**

**inLab MC X5 Bur Sintering Metal,
Dentsply Sirona**

Fräswerkzeuge zur Bearbeitung von Sintermetall, für die inLab MC X5 Fertigungseinheit.



Stück

Bur 0,5 Sintering Metal
Bur 1,0 Sintering Metal
Bur 2,5 Sintering Metal

250676 **63,00**
250675 **58,00**
250674 **58,00**

**inLab MC X5 Bur PMMA,
Dentsply Sirona**

Fräswerkzeuge zur Bearbeitung von PMMA-Kunststoffen, für die inLab MC X5 Fertigungseinheit.



Stück

Bur 0,5 PMMA 1 Stück
Bur 1,0 PMMA 1 Stück
Bur 2,5 PMMA 1 Stück

244145 **63,00**
244143 **58,00**
244141 **58,00**

**inLab MC X5 Bur Diamond,
Dentsply Sirona**

Schleifer zur Bearbeitung von Glaskeramik, für die inLab MC X5 Fertigungseinheit.



Stück

Diamond 0,6 für MC X5
Diamond 1,2 für MC X5
Diamond 1,4 für MC X5
Diamond 2,2 für MC X5

249223 **35,00**
243823 **35,00**
243822 **35,00**
243821 **35,00**

inLab MC X5 Bur Titan, Dentsply Sirona

Schleifer zur Bearbeitung von Titan Abutment-Rohlingen, für die inLab MC X5 Fertigungseinheit.



Stück

Bur 1.0 Metall MC X5
Bur 2.0 Metall MC X5

260741 **53,00**
260221 **53,00**

NEU

**Cerec/ inLab MC
XLDrehmomentschlüssel,
Dentsply Sirona**

- Drehmomentschlüssel f. inLab ist für alle Schleifer und Fräsertypen (außer Shaper 25 RZ) geeignet
- Drehmomentschlüssel HT ist nur für Shaper 25 RZ geeignet



Stück

Drehmomentschlüssel HT

241015 **133,00**

**Kamerastütze Cerec III / II,
Dentsply Sirona**

Abstandhalter und Stabilisierungshilfe für wackelfreie Aufnahmen.



Packung 6 Stück

113092 **9,00**

Sonstiges / Zubehör

MC XL Filtereinheit, Dentsply Sirona

Ersatzfilter für Cerec/inLab MCXL.



Packung

Filtereinheit, 1 Stück
Filtereinheit, 6 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

192988 25,00
35403 102,30

Modellhalter für Kronen-/Brückengerüst, Dentsply Sirona

Träger zum Scannen der Segmentmodelle.



Stück

Modellhalter Brückengerüst
Modellhalter Brückengerüst, variabel
Modellhalter Kronengerüst, Cerec 3

144387 50,00
147326 50,00
137600 34,00

Reinigungsset für Cerec MC XL Spannzangen, Dentsply Sirona

Set zur Reinigung und Pflege der Spannzangen und Blockaufnahmen bei Cerec MCXL.



Packung

Reinigungsset

193764 14,00

eZr Polier Complete System Kit, Garrison Dental Solutions

Die besten Polierer für die Bearbeitung von Zirkonoxid und Lithiumdisilikat!

- Ermöglicht schnelle und sichere Bearbeitung von Zirkonoxid und Lithiumdisilikat
- Diamantimprägnierter Polierer reduziert Gefahr von Absplitterungen und Mikrofrakturen
- Erzeugt glatt polierte okklusale Oberfläche
- Verhindert Überhitzungen
- Macht Polierpaste überflüssig



Komplett-Set

- 2 Schleifer zur groben Entfernung (blau)
- 3 Polierer zur Glättung und Vorpolutur (grün)
- 3 Polierer zur Hochglanzpolutur (orange)

244957 178,00

Adiva IA-CEM Ultra opaque, Vita

Adiva IA-CEM Ultra opaque ist ein ultra-pakes, stark maskierendes, dualhärtendes Befestigungskomposit für die Implantatprothetik. Zur definitiven, adhäsiven Befestigung von (Abutment-) Kronen und Mesostrukturen auf Titanklebebasen und individuellen Titan- sowie Zirkondioxidabutments. Für den intra- und extraoralen Einsatz geeignet. Universell und zuverlässig für Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid und Komposit einsetzbar.



Spritze, 5 ml

Advia IA-CEM ULtra opaque

271853 146,50

8

Brenngutträger	259
Keramik Densply	226
Keramik GC	227-229
Keramik IvoclarVivadent technical	230-241
Keramik Shofu	242-243
Keramik Vita	244-258
Zubehör Keramik	260-262

Keramik Dentsply

Celtra Press, Dentsply Sirona

Zirkonoxid verstärktes Lithium Silikat (ZLS)
- die neue Generation hochfester Glaskeramik.

- Bislang unerreichte Kombination aus Ästhetik und Biegefestigkeit von über 500 MPa (Natürliche Opaleszenz und Transparenz, hohe Kantenstabilität)
- Exakte Farbabstimmung auf A-D Farben, erstaunlicher Chamäleon-Effekt erleichtert

Farbanpassung an das Zahnumfeld

- Einfache und schnelle Verarbeitung im Laboralltag (Keine Reaktionsschicht, einfach zu polieren, optimiertes Pelletangebot reduziert Lagerhaltung)



Packung 5 x 3 g

Celtra Press LT, MT, HT 5 x 3 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **92,60**

Packung 3 x 6 g

Celtra Press LT, MT, HT 3 x 6 g

s. Tab. **111,20**

Farbe	I1	I2	I3	BL2	A1	A2	A3	B1	B3	C1	C3	D2	D3
Pellets LT 5x3 g	-	-	-	253779	253759	253761	253763	253765	263759	253767	263760	253776	263761
Pellets LT 3x6 g	-	-	-	253778	253758	253760	253762	253764	263756	253766	263757	253772	263758
Pellets MT 5x3 g	-	-	-	253779	253781	253784	253787	253792	263765	253799	263767	253805	263768
Pellets MT 3x6 g	-	-	-	253778	253780	253783	253785	253789	263762	253795	263763	253802	263764
Pellets HT 5x3 g	253816	253818	253820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pellets HT 3x6 g	253814	253817	253819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dentsply Universal NE-Bonder, Dentsply Sirona

Der Universal NE-Bonder garantiert einen sicheren Haftverbund zwischen Keramik und Nichtedelmetallgerüst. Die homogene Verglasung der Gerüstoberfläche gewährleistet damit eine perfekte Verblendsicherheit.



Dose 4 g

Universal-NE Bonder Paste

221313 **70,10**

Initial MC Keramikmassen, GC

Das Keramiksystem Initial MC von GC bietet neue Perspektiven für Metallkeramikindikationen. Der WAK ist an alle konventionellen Legierungsarten angepasst, egal ob sie Silber oder nur wenig Gold enthalten oder auf Palladium basieren. Sogar NEM- und galvanisch hergestellte Kronen können mühelos zur Verblendung mit Keramik verwendet werden.



• Lieferbar in Vita Classical Farben

Farbe Vita	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Paste Opaque	42003	41671	41490	41675	41676	162680	41677	148945	151873	157407	147818	41681	155231	155930	41690	155931
Pulveropaker 20 g	156036	86857	151461	86860	154693	156037	154708	156038	156039	156040	156041	156042	156043	156044	156045	156046
Pulveropaker 50 g	154877	154939	154943	154947	154950	154951	154953	154955	154963	154965	154966	154967	154969	154970	154971	154972
Opakdentin 20 g	156011	152012	147974	149942	156013	156014	156015	156016	156017	156018	146922	146923	156019	156020	156021	156022
Opakdentin 50 g	156023	148969	148999	149000	149006	156025	156026	149011	156027	156028	156029	156030	156031	156032	156033	156034
Dentin 20 g	155948	41722	41723	41724	155962	155967	155968	41727	155978	155979	155980	146921	155253	155982	155984	155990
Dentin 50 g	154921	154926	148981	148990	148992	154927	151762	148995	154928	154929	154930	154931	154932	154933	42536	154934
Enamel Farbe	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59
Enamel 20 g	147971	147971	41864	41864	41865	41834	41864	41864	41864	41865	41864	41864	41865	41865	41864	41864
Enamel 50 g	42540	42540	42561	42561	154940	154936	42561	42561	42561	154940	42561	42561	154940	154940	42561	42561

Spritze 3 g

Paste Opaque

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **28,01**

Packung 20 g

Pulveropaker

s. Tab. **39,75**

Packung 50 g

Pulveropaker

s. Tab. **81,76**

Packung 20 g

Dentin-, Opakdentin-, Enamelmassen

s. Tab. **32,95**

Packung 50 g

Dentin-, Opakdentin-, Enamelmassen

s. Tab. **66,53**

GC Initial MC Flüssigkeiten, GC

Initial MC Flüssigkeiten zum Anmischen der jeweiligen Massen, wie Dentin-, Schneide-, Schulter-, Opaker- und Glasurmassen.



Flaschen

Modellier-Liquid 25 ml	144102	10,96
Modellier-Liquid 50 ml	148921	15,99
Modellier-Liquid 250 ml	164376	58,41
Modellier-Liquid 1000 ml	164379	187,98

Opaker-Liquid 25 ml	34215	10,96
Opaker-Liquid 50 ml	87305	15,99
Opaker-Verdünner 8 ml	87315	18,83

Schultermassen-Liquid 25 ml	166296	12,08
Schultermassen-Liquid 50 ml	154917	17,86

Initial Zr-Fs Keramikmassen, GC

Keramikmassen für die extrem stabilen Zirkoniumdioxid-Gerüste, die ideal zur Herstellung von Brückengerüsten geeignet sind. Die hervorragende Benetzbarkeit der GC Initial Zr-Fs Keramik gewährleistet eine perfekte Verbindung mit den verschiedenen Zirkonoxidgerüsten.



Packung 20 g

Frame Modifier

s. Tab. **49,13**

Dentin-, Enamelmassen

s. Tab. **43,85**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Frame Modifier Farbe	FM-2	FM-2	FM-2	FM-3	FM-2	FM-1	FM-3	FM-3	FM-3	FM-1	FM-2	FM-2	FM-2	FM-1	FM-2	FM-3
Frame Modifier	154054	154054	154054	154057	154054	158848	154057	154057	154057	158848	154054	154054	154054	158848	154054	154057
Dentin	149766	56265	56266	56289	158835	158836	154040	156725	158837	158838	154041	158839	158840	158841	158842	158843
Enamel Farbe	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59
Enamel	58733	58733	144761	144761	154087	158844	144761	144761	144761	154087	144761	144761	154087	154087	144761	144761

Initial Zr-Fs Flüssigkeiten, GC

Flüssigkeiten zum Anmischen der jeweiligen Massen, wie Dentin-, Schneide-, Schulter-, Opaker- und Glasurmassen.



Flasche 25 ml

Modellier-Liquid
Schultermassen-Liquid

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

149763 **15,02**
158857 **16,90**

Flasche 50 ml

Modellier-Liquid
Schultermassen-Liquid

154080 **22,53**
158858 **25,17**

GC Initial LiSi Press, GC

Initial LiSi Press von GC ist der erste Lithium-Disilikat-Keramikrohling mit hochdichter Mikronisierung (HDM), einer von GC eigens entwickelten Technologie. Er verwendet gleichmäßig verteilte Lithium-Disilikat-Mikrokristalle, um die gesamte Glasmatrize zu füllen, anstatt herkömmliche große Kristalle zu verwenden, die die Matrizenstruktur nicht im vollen Umfang nutzen. So wird sichergestellt, dass das Produkt stabil bleibt und auch nach mehreren Brennvorgängen keine Verformungen oder Volumenverluste auftreten.

- Unübertroffene Biegefestigkeit
- Unvergleichliche Ästhetik
- Intensivere, wärmere, hellere Farben mit hervorragender Fluoreszenz
- Vorhersehbare Material- und Farbstabilität nach wiederholtem Brennen
- Optimiert für die Verwendung mit GC Initial LiSi Verblendkeramik und GC Initial Lustre Pastes NF
- Fast keine Reaktionsschicht beim Ausbetten / saubere Pressergebnisse
- Einfaches Entfernen der Schicht mit Glasperlen- Strahlmittel / ohne Flusssäure



Packung 5 x 3 g

LiSi Press Rohlinge EXW - D4

s. Tab. **83,64**



Für eine einfachere, schnellere und sichere Verarbeitung verwenden Sie LiSi PressVest von GC.

Farbe	Bleach	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT-Farbe	HT-EXW	HT-BLE	HT-E58	HT-E58	HT-E59	HT-E59	HT-E60	HT-E57	HT-E59	HT-E59	HT-E59	HT-E60	HT-E59	HT-E59	HT-E60	HT-E60	HT-E59	HT-E59
HT-Rohlinge 5x3 g	257158	257159	257161	257161	257162	257162	257163	257160	257162	257162	257162	257163	257162	257162	257163	257163	257162	257162
MT-Farbe	MT-B00	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	-	-	MT-B1	MT-B2	-	-	MT-C1	MT-C2	-	-	MT-D2	-	-
MT-Rohlinge 5x3 g	257164	257165	257166	257167	257169	-	-	257170	257171	-	-	257172	257173	-	-	257174	-	-
LT-Farbe	-	-	LT-A	LT-A	LT-A	LT-A	LT-A	LT-B	LT-B	LT-B	LT-B	LT-C	LT-C	LT-C	LT-C	LT-D	LT-D	LT-D
LT-Rohlinge 5x3 g	-	-	257175	257175	257175	257175	257175	257176	257176	257176	257176	257177	257177	257177	257177	257179	257179	257179
MO-Farbe	MO-0	MO-0	MO-1	MO-1	MO-2	MO-2	MO-2	MO-1	MO-1	MO-2	MO-2	MO-1	MO-1	MO-2	MO-2	MO-2	MO-2	MO-2
MO-Rohlinge 5x3 g	257180	257180	257181	257181	257182	257182	257182	257181	257181	257182	257182	257181	257181	257182	257182	257182	257182	257182

Initial Spectrum Stains, GC

Die Malfarben und Glasur wurden für die äußere Bemalung und Glasur von zahnfarbenen Keramikwerkstoffen sowie für die innere Charakterisierung von Schichtkeramik entwickelt. Die GC Initial Spectrum Stains sind aufgrund des weitspannigen WAK's kompatibel mit nahezu allen Typen von Dentalkeramiken.



Spectrum Stain Set

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Packung 3g

SPS-1 ivory white	264082	49,23
SPS-2 mellon yellow	264083	49,23
SPS-3 signal yellow	264084	49,23
SPS-4 light terracotta	264085	49,23
SPS-5 savanah gold	264086	49,23
SPS-6 caramel	264087	49,23
SPS-7 camel	264088	49,23
SPS-8 olive	264089	49,23
SPS-9 brown	264090	49,23
SPS-10 dark walnut	264091	49,23
SPS-11 coral	264092	49,23
SPS-12 denim blue	264093	49,23
SPS-13 twilight	264094	49,23
SPS-14 deep orange	264095	49,23
SPS-15 sunset	264096	49,23
SPS-16 midnight	264097	49,23

Stück

Spectrum Stain Shade Guide	264103	53,59
----------------------------	--------	-------

GC Initial Spectrum, GC

Mit der Glasurflüssigkeit oder Glasurpaste können die Farben und Glasur an die vom Anwender gewünschte Konsistenz angepasst werden.



Packung

Glaze Liquid 25 ml	264098	18,57
Spectrum Glaze Powder GL 10 g	264100	33,34
Spectrum Glaze Paste Liquid 8 ml	264102	17,97

Initial Enamel Opal Booster, GC

Einzigartiges hochopaleszentes Effektpulver. Pur oder gemischt mit GC Initial Enamel-Pulvern anwenden zur Verstärkung der opaleszenten Eigenschaften des Schmelzes. Beständige Farben selbst nach mehreren Brennvorgängen. Enamel Opal Boosters für GC Initial MC / Zr-FS / LiSi.



Packung 20 g

Initial MC Enamel Opal Booster	264074	35,02
Initial Zr-FS Enamel Opal Booster	264075	46,08
Initial LiSi Enamel Opal Booster	264076	45,02

Initial IQ Lustre Pastes NF, GC

GC Initial IQ Lustre Pastes NF (LP NF) sind dreidimensionale Keramik-Malfarben die entwickelt wurden, um Farbtiefe und lebendige Transluzenz für die komplette Initial-Keramik-Linie zu erzielen.

Diluting und Refresh Liquid zur Verdünnung, vum die optimale Konsistenz bis zum Ende zu erhalten.



Glas 4 g

Neutral L-N	207523	59,38
Body Shade A	207951	59,38
Body Shade B	210146	59,38
Body Shade C	212548	59,38
Body Shade D	210147	59,38
Enamel Effect,Shade 1 Vanilla	208722	59,38
Enamel Effect,Shade 2 White	208721	59,38
Enamel Effect,Shade 3 Light grey	215650	59,38
Enamel Effect Shade 4 Dark grey	210164	59,38
Enamel Effect,Shade 5 Light blue	209372	59,38
Enamel Effect,Shade 6 Dark blue	238190	59,38
Enamel Effect,Shade 7 Incisio	218847	59,38
Enamel Effect,Shade 8 Olive	209524	59,38
Enamel Effect,Shade V Value	208431	59,38

Flasche 8 ml

Initial IQ Diluting Liquid	193681	18,22
Initial IQ Refresh Liquid	211236	18,22

Keramik Ivoclar Vivadent technical

IPS Isolierungen, Ivoclar Vivadent technical

Isolierflüssigkeiten zur Verwendung mit IPS InLine und IPS e.max.

- IPS Model Sealer zur Versiegelung von Gipsmodellen
- IPS Margin Sealer ermöglicht ein leichtes Abheben der Keramikschulter vom Gipsmodell
- IPS Ceramic Separator isoliert Gips gegen Keramik



Flasche

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Model Sealer 50 ml	162805	24,95
Margin Sealer 20 ml	162806	17,50
Separator mit Pinsel 15 ml	162807	21,60

IPS InLine Massen A-D Farben, Ivoclar Vivadent technical

Eine einfache, schnelle und schöne Leuzit Metallkeramik. Abgestimmt auf hochgoldhaltige, goldreduzierte, Palladiumbasis und edelmetallfreie Legierungen im WAK-Bereich zwischen 13,8 und 15,0 10-6K-1 (25-500°C).



Packung 20 g

Deep-Dentinmassen	s. Tab.	28,30
Dentin-, Transpa-, Incisalmassen	s. Tab.	26,90
Marginmassen	s. Tab.	29,60

Packung 100 g

Dentin-, Transpa-Incisalmassen	s. Tab.	122,50
--------------------------------	---------	--------

Die zum IPS InLine System gehörenden Pasten- und Pulveropaquer finden Sie unter IPS InLine System Opaque / System Pulveropaquer!

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque 3 g	162201	162207	162211	162223	162230	162237	162238	162239	162240	162241	162242	162243	162244	162245	162246	162247
Opaque9 g	162259	162260	162261	162262	162263	162264	162265	162266	162267	162268	162269	162270	162271	162272	162273	162274
Deep-Dentin 20 g	162327	162328	162329	162330	162331	162332	162334	162340	162341	162342	162344	162345	162346	162349	162349	162353
Dentin 20 g	162358	162359	162360	162361	162365	162366	162367	162369	162370	162371	162372	162373	162374	162375	162376	162377
Dentin 100 g	162388	162389	162390	162391	162392	162393	162395	162398	162399	162400	162401	162402	162403	162404	162407	162412
Margin 20 g	162301	162302	162303	162305	162307	162309	162310	162311	162312	162313	162314	162315	162316	162317	162317	162318
Transpa-Incisal Farbe	T11	T11	T12	T12	T13	T11	T11	T11	T12	T11	T13	T13	T13	T13	T13	T13
Transpa-Incisal 20 g	162414	162414	162415	162415	162416	162414	162414	162414	162415	162414	162416	162416	162416	162416	162416	162416
Transpa-Incisal 100 g	162417	162417	162418	162418	162419	162417	162417	162417	162418	162417	162419	162419	162419	162419	162419	162419

IPS InLine System Opaquer / System Pulveropaquer A-D, Ivoclar Vivadent technical

IPS InLine System Opaquer und IPS InLine System Pulveropaquer sind für alle IPS InLine-Massen, IPS inLine One-Massen, sowie für die IPS InLine PoM-Massen verwendbar.



Spritze 3 g System Opaquer	s. Tab.	27,65
--------------------------------------	---------	-------

Dose 9 g System Opaquer	s. Tab.	75,55
-----------------------------------	---------	-------

Packung 18 g Pulveropaquer	s. Tab.	31,30
--------------------------------------	---------	-------

Packung 80 g Pulveropaquer	s. Tab.	111,50
--------------------------------------	---------	--------

Flasche

IPS InLine Pulver Opaquerliquid 60 ml	242379	24,55
IPS InLine Pulver Opaquerliquid 250 ml	246812	59,75

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
System Opaque 3 g	162201	162207	162211	162223	162230	162237	162238	162239	162240	162241	162242	162243	162244	162245	162246	162247
System Opaque9 g	162259	162260	162261	162262	162263	162264	162265	162266	162267	162268	162269	162270	162271	162272	162273	162274
System Pulveropaquer 18 g	242668	242669	242375	242378	242670	242671	242672	242673	242674	242675	242676	242677	242678	242679	242681	242682
System Pulveropaquer 80 g	242683	242684	242685	242686	242687	242688	242689	242690	242691	242692	242693	242694	242695	242696	242697	242698
Denticisal Farbe	1	2	3	3	6	1	2	4	4	2	5	6	6	2	5	5
inLine One Denticisal 20g	210734	210735	210736	210736	210739	210734	210735	210737	210737	210735	210738	210739	210739	210735	210738	210738
inLine One Denticisal 100g	218329	218330	218331	218331	221577	218329	218330	223012	223012	218330	221573	221577	221577	218330	221573	221573

IPS InLine One, Ivoclar Vivadent technical

IPS InLine One ist schnell und effektiv in der Anwendung durch das Auftragen nur einer Dencisal Masse. Die Schichtmassen bei IPS InLine One werden „Dencisal“ genannt. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Dentin- und Incisal-Massen, deren Eigenschaften im Hinblick auf Chroma und Transluzenz überzeugen. Durch die ausgewogene Abstimmung von Transluzenz und Farbsättigung werden die optischen Eigenschaften von Dentin- und Schneidemasse optimal vereint.



Die farbliche Zuordnung der Dencisal-Massen finden Sie in der Farbtabelle der IPS InLine System Opaque und Pulveropaquer.



Packung 20 g

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Dencisal 1	210734	26,90
Dencisal 2	210735	26,90
Dencisal 3	210736	26,90
Dencisal 4	210737	26,90
Dencisal 5	210738	26,90
Dencisal 6	210739	26,90
Dencisal BL	210740	26,90

Packung 100 g

Dencisal 1	218329	122,50
Dencisal 2	218330	122,50
Dencisal 3	218331	122,50
Dencisal 4	223012	122,50
Dencisal 5	221573	122,50
Dencisal 6	221577	122,50
Dencisal BL	247321	122,50

IPS InLine Modellierliquid, Ivoclar Vivadent technical IPS InLine Modellierliquid

• Light

eignet sich zum Anmischen des IPS InLine-Systems für kleinere Restaurationen oder für kleinere Portionen. Für trockenere Verarbeitung, da ein schnelleres Verdunsten stattfindet.

• Premium

eignet sich zum Anmischen des IPS InLine-Systems für größere Restaurationen, wo eine längere Plastizität und eine geschmeidige Konsistenz gewünscht wird.



Build-Up Liquid Flasche

light 60 ml	162788	17,90
light 250 ml	162790	63,60
Premium 60 ml	162789	17,90
Premium 250 ml	162791	63,60

IPS InLine PoM Rohlinge, Ivoclar Vivadent technical

IPS InLine PoM Rohlinge mit nur sieben Farben lassen sich alle Chromascope-, A-D und Bleach-Farben einfach reproduzieren. Somit können unterschiedliche Patientenfälle in einem Pressvorgang vollanatomisch überpresst werden. Die endgültige Zahnfarbe wird durch die individuelle Charakterisierung dem universellen Malfarben- und Glasursortiment von IPS Ivocolor erreicht.



Packung 5 Stück

PoM S 1	17783	87,15
PoM S 2	198822	87,15
PoM S 4	33216	87,15
PoM S 5	198817	87,15
PoM S 6	209821	87,15

IPS InLine PoM Touch Up Massen, Ivoclar Vivadent technical

IPS InLine PoM Touch Up-Massen sind leuzithaltige Glaskeramiken, die entsprechend dem Rohlings-Farbkonzept pigmentiert sind und deren Wärmeausdehnung sowie Brenntemperatur auf eine Anwendung im zervikalen Bereich des Rohlings nach der Pressung und vor den Charakterisierungsbränden abgestimmt ist.



Packung 20 g

Touch Up BL	254413	26,90
Touch Up 1	198818	26,90
Touch Up 2	198819	26,90
Touch Up 3	198701	26,90
Touch Up 4	11300	26,90
Touch Up 5	198820	26,90
Touch Up 6	22423	26,90

Keramik Ivoclar Vivadent technical

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

IPS InLine Add-On 690°, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS InLine System Add-On 690°C Korrekturmasse pur mit gewähltem Modellierliquid anmischen, auf die fehlenden Bereiche auftragen und brennen.



Packung 20 g
InLine System Add-On 690°C

198067 26,90

IPS Ivocolor, Ivoclar Vivadent technical

IPS Ivocolor ist ein universelles Malfarben- und Glasursortiment für die individuelle Bemalung und Charakterisierung aller IPS Press-, CAD- und Schichtkeramiken. Brenntemperatur von 710°C im WAK-Bereich von 9,45 - 16,6.



Glas 1,8 g

Essence E01 - E23 s. Tab. 15,95
Glaze Powder 1,8 g 248504 12,70
Glaze Powder Fluo 1,8 g 248505 12,70

Glas 3 g

Shade Dentin SD0 - SD8 s. Tab. 37,35
Shade Incisal SI1 - SI3 s. Tab. 37,35
Glaze Paste 3 g 248508 37,35
Glaze Paste Fluo 3 g 248509 37,35

Glas 5 g

Glaze Powder 5 g 248506 35,30
Glaze Powder Fluo 5 g 248507 35,30

Glas 9 g

Glaze Paste 9 g 248510 111,00
Glaze Paste Fluo 9 g 248511 111,00

Flasche 15 ml

Essence Fluid 15 ml 248514 26,40
Mixing Liquid Allround 248512 26,40
Mixing Liquid Longlife 248513 26,40

Farbe	white	creme	lemon	sunset	copper	hazel	olive	khaki	teracotta	maho	cappu
Ivocolor Essence	248469	248470	248471	248472	248473	248474	248475	248476	248477	248478	248479
Farbe	terra	profundo	ocean	sapphire	anthrazit	black	rose	coral	basic blue	basic red	basic yellow
Ivocolor Essence	248481	248482	248483	248484	248485	248486	248487	248488	248491	248489	248490
Shade Dentin Farbe	SD0	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6	SD7	SD8		
Shade Dentin	248492	248493	248494	248495	248496	248497	248498	248499	248503		
Shade Incisal Farbe	SI1	SI2	SI3								
Shade Incisal	248500	248501	248502								



Alle Materialien zu CAD/CAM Systemen finden Sie in unserem Labor-Katalog im Kapitel 7

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

IPS Empress Esthetic Rohlinge, Ivoclar Vivadent technical

IPS Empress Esthetic Rohlinge zeichnen sich besonders durch die extreme Homogenität sowie einer hohen Bruchfestigkeit des Materials aus. Verarbeitbar mit Universal Shade/Stains/Glaze. Die homogene Verteilung der Leuzit-Kristalle unterstützt die natürliche Lichtstreuung des Materials und sorgt für einen ausgewogenen Chamäleoneneffekt.



- **E01, E0C1** Rohlinge für Kronen und Veneers bei Patienten mit Restzahnbestand von mittlerer Opazität.
- **E02** Rohlinge für Kronen und Veneers bei Patienten mit Restzahnbestand von hoher Opazität.
- **ETC0 bis ETC5** Rohlinge für Inlays, Onlays, Veneers und Kronen. Die Farbgebung ist auf das Chromascop- und A-D Farbsystem abgestimmt

Packung 5 x 2 g

E01	63236	62,50
E02	63229	62,50
ETC0	76598	62,50
E0C1	144120	62,50
ETC1 bis ETC5	s. Tab.	62,50

Packung 10 x 2 G

E01	77896	113,50
E02	77897	113,50
ETC0	77924	113,50
E0C1	144144	113,50
ETC1 bis ETC5	s. Tab.	113,50

Chromascop	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
Rohlinge Farbe	ETC1	ETC1	ETC1	ETC1	ETC2	ETC2	ETC2	ETC2	ETC3	ETC3	ETC3	ETC3	ETC4	ETC4	ETC4	ETC4	ETC5	ETC5	ETC5	ETC5
Rohlinge 5 x 2 g	55149	55149	55149	55149	77917	77917	77917	77917	77918	77918	77918	77918	77920	77920	77920	77920	77922	77922	77922	77922
Rohlinge 10 x 2 g	77905	77905	77905	77905	69562	69562	69562	69562	77919	77919	77919	77919	77921	77921	77921	77921	77923	77923	77923	77923
Vita	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4				
Rohlinge Farbe	ETC1	ETC1	ETC2	ETC2	ETC2	ETC1	ETC1	ETC3	ETC3	ETC1	ETC4	ETC4	ETC4	ETC2	ETC2	ETC3				
Rohlinge 5 x 2 g	55149	55149	77917	77917	77917	55149	55149	77918	77918	55149	77920	77920	77920	77917	77917	77918				
Rohlinge 10 x 2 g	77905	77905	69562	69562	69562	77905	77905	77919	77919	77905	77921	77921	77921	69562	69562	77919				

Style Ceram Starter Kit A-D, Ivoclar Vivadent technical

IPS Style ist die erste patentierte Metallkeramik mit Oxyapatit-Kristallen. In Kombination mit Leuzit- und Fluorapatit-Kristallen und durch abgestimmte Glasphasen sind Handling und optische Eigenschaften dieser niedrigschmelzenden Mischglaskeramik einzigartig. Durch ihre große Variabilität sowie die einfache Handhabung der Schichtmassen unterstützt IPS Style Neueinsteiger und erfahrene Anwender gleichermaßen in ihrem gewohnten Arbeitsstil. IPS Style ist für den klassischen WAK-Bereich indiziert und umfasst Komponenten für die Ein- und Mehrschichttechnik. Sie sind abgestimmt auf das universelle Malfarben und Glasursortiment IPS Ivocolor.



Starter Kit A-D

248747 991,50

- 4 x 18 g Pulver Opaquer 870
- je 4 x 20 g Deep Dentin-, Dentin-, Incisalmassen
- je 1 x 5 g Transpa Neutral, Mamelon light, Occlusal Dentin orange, Opal Effect 1
- 4 x 20 g Style Ceram One
- 2 x 3 g Shade Dentin
- 1 x 3 g Shade Incisal
- 4 x 1,8 g Essence
- 1 x 9 g Ivocolor Glasurpaste
- 1 x 15 ml Anmischflüssigkeit allround
- 1 x 60 ml Opaquerliquid
- 1 x 60 ml Modellierliquid allround
- 1 Farbschlüssel Impulse
- 1 Farbschlüssel Incisal / Transpa

Style Ceram Gingiva Kit, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Gingivamassen sind speziell eingefärbte Keramikmassen zur natürlichen Rekonstruktion der Gingiva-Anteile. Sie sind auf das Farbkonzept Gingiva Solution von Ivoclar Vivadent abgestimmt und ermöglichen, dank der umfangreichen Auswahl an Gingiva- und Intensive Gingiva-Farben, eine naturgetreue Gingiva-Ästhetik.



Gingiva Kit

248748 417,50

- 1 x 18 g Pulver Opaquer 870 pink
- je 5 x 20 g Gingiva, Intensiv-Gingiva
- 1 x 20 g Basic Gingiva
- je 1 x 1,8 g Ivocolor Essence rose, coral, basic red
- 1 Farbschlüssel Gingiva Solution

Keramik Ivoclar Vivadent technical

Style Ceram Impulse Kit, Ivoclar Vivadent technical

Durch die individuelle Schichtung mit den Impulse-Massen werden Mamelon-, Opaleszenz- und Transluzenz-Effekte erzielt.



Impulse Kit

- 4 x 20 g Transpa
- 3 x 20 g Mamelon
- 2 x 20 g Occlusal Dentin
- 1 x 20 g Incisal Edge
- 6 x 20 g Opal Effect
- 2 x 20 g Special Incisal
- 1 x 20 g Inter Incisal
- 4 x 20 g Cervical Transpa
- 1 Farbschlüssel Impulse
- 1 Farbschlüssel Incisal / Transpa

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
248749	734,50

Style Ceram Keramikmassen, Ivoclar Vivadent technical

IPS Style Ceram Keramikmasse ist die erste Metallkeramik mit Oxyapatit-Kristallen. In Kombination mit Leuzit- und Fluorapatit-Kristallen und durch abgestimmte Glasphasen sind Handling und optische Eigenschaften dieser niedrigschmelzenden Mischglaskeramik einzigartig. IPS Style ist für den klassischen WAK-Bereich indiziert und umfasst Komponenten für die Ein- und Mehrschichttechnik. Sie sind abgestimmt auf das universelle Malfarben und Glasursortiment IPS Ivocolor.



Packung 18 g

Pulver Opaquer BL1/BL2	248751	32,80
Pulver Opaquer BL3/BL4	248752	32,80
Pulver Opaquer pink	248769	32,80
Pulver Opaquer A1 - D4	s. Tab.	32,80

Packung 80 g

Pulver Opaquer pink	248788	117,50
Pulver Opaquer A1 - D4	s. Tab.	117,50

Packung 20 g

Dentin A1 - D4	s. Tab.	31,25
Deep Dentin A1 - D4	s. Tab.	36,05
Incisal I1 - I5	s. Tab.	31,25

Packung 100 g

Dentin A1 - D4	s. Tab.	136,00
Incisal I1 - I5	s. Tab.	136,00

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Pulver Opaquer 870 18 g	248753	248754	248755	248756	248757	248758	248759	248760	248761	248762	248763	248764	248765	248766	248767	248768
Pulver Opaquer 870 80 g	248772	248773	248774	248775	248776	248777	248778	248779	248780	248781	248782	248783	248784	248785	248786	248787
Dentin 20 g	248820	248821	248822	248823	248824	248825	248826	248827	248828	248829	248830	248831	248832	248833	248834	248835
Dentin 100 g	248836	248837	248838	248839	248840	248841	248842	248843	248844	248845	248846	248847	248848	248849	248850	248851
Deep Dentin 20 g	248804	248805	248806	248807	248808	248809	248810	248811	248812	248813	248814	248815	248816	248817	248818	248819
Incisal Farbe	I1	I2	I3	I4	I5	I1	I2	I3	I4	I2	I3	I4	I5	I2	I3	I4
Incisal 20 g	248852	248853	248854	248855	248856	248852	248853	248854	248855	248853	248854	248855	248856	248853	248854	248855
Incisal 100 g	248857	248858	248859	248860	248861	248857	248858	248859	248860	248858	248859	248860	248861	248858	248859	248860

IPS Style Ceram Paste Opaque, Ivoclar Vivadent technical

Dank seiner cremigen Konsistenz kann der IPS Style Ceram Pastenopaquer ohne weiteres Anmischen direkt verwendet und schnell appliziert werden. Er ist in den A-D Farben sowie in pink, bleach, white, violet, brown und incisal erhältlich und wird in einer praktischen 5g-Dose ausgeliefert. Durch den hohen Anteil an Oxyapatit-Kristallen wird das darunterliegende Metall zuverlässig abgedeckt.



Packung 5 g

Paste Opaque A1 - D4	s. Tab.	46,50
Paste Opaque BL1/BL2	274045	46,50
Paste Opaque BL3/BL4	274046	46,50
Paste Opaque pink	274061	46,50
Paste Opaque white	274062	46,50
Paste Opaque violet	274063	46,50
Paste Opaque brown	274064	46,50
Paste Opaque incisal	274065	46,50

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Style Ceram Paste Opaque	274047	274048	273802	273803	273804	274049	274050	274051	274052	274054	274055	274056	274057	274058	274059	274060

Keramik Ivoclar Vivadent technical

Style Ceram Intensive Pulver Opaquer 870, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Intensive Powder Opaquer sind lichtundurchlässige, speziell eingefärbte Keramikmassen, zur Individualisierung der Opaquer Basisfarbe. Besonders in Zonen mit geringen Platzverhältnissen labial und okklusal bewirken sie die Illusion von mehr Tiefe.



Dose 18 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
white	248789 32,80
violet	248790 32,80
brown	248791 32,80
incisal	248792 32,80

Style Ceram Margin / Intensive Margin, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Marginmassen haben eine etwas höhere Opazität und mehr Fluoreszenz als die IPS Style Ceram Dentine und ermöglichen die Gestaltung keramischer Schultern.



Dose 20 g

Margin 1	248793 36,05
Margin 2	248794 36,05
Margin 3	248795 36,05
Margin 4	248796 36,05
Margin 5	248797 36,05
Margin 6	248798 36,05
Margin 7	248799 36,05

Style Ceram Transpa, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Transpamassen stehen in unterschiedlichen Farbnuancen zur Verfügung. Mit ihnen können farblich transparente Bereiche speziell im inzisalen Drittel naturgetreu nachgebildet werden.



Dose 20 g

neutral	248862 34,45
blue	248863 34,45
brown-grey	248864 34,45
orange-grey	248865 34,45

Dose 100 g

neutral	248866 136,00
---------	---------------

Style Ceram Mamelon, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Mamelonmassen sind farbtensive, opake Effektmassen zur Akzentuierung des inzisalen Drittels. Sie werden je nach Verarbeitungsgewohnheit in dünnen Streifen auf das reduzierte Dentin aufgetragen.



Dose 20 g

Mamelon light	248867 34,45
Mamelon yellow-orange	248868 34,45
Mamelon salmon	248869 34,45

Keramik Ivoclar Vivadent technical

Style Ceram Occlusal Dentin, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Occlusal Dentine dienen der Individualisierung insbesondere im okklusalen Bereich. Sie können auch im zervikalen, palatinalen und lingualen Bereichen eingesetzt werden.



Dose 20 g

Occlusal Dentin orange
Occlusal Dentin brown

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
248870	34,45
248871	34,45

Style Ceram Opal Effect, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Opal Effectmassen sind speziell eingefärbte Schneidmassen, die es ermöglichen, die dynamischen lichtoptischen Fähigkeiten natürlicher Zähne zu kopieren.



Dose 20 g

Opal Effect 1
Opal Effect 2
Opal Effect 3
Opal Effect 4
Opal Effect 5
Opal Effect violet

248873	34,45
248874	34,45
248875	34,45
248876	34,45
248877	34,45
248878	34,45

Style Ceram Special Incisal, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Special Incisalmassen können entweder der IPS Style Schneidmasse zur Modifizierung und Intensivierung beigemischt oder direkt aufgetragen werden. Sie kommen insbesondere beim Zahnersatz für ältere Patienten mit leichten Verfärbungen zum Einsatz.



Dose 20 g

Special Incisal yellow
Special Incisal grey
Inter Incisal white-blue
Incisal Edge

248879	34,45
248880	34,45
248881	34,45
248872	34,45

Die IPS Style Ceram Inter Incisalmasse dient der Steigerung des Helligkeitswertes im inzisalen Drittel. Sie wird in angelegelter Schmetterlingsform direkt auf das Dentin aufgetragen.

Die IPS Style Ceram Incisal Edge Masse dient der Erzielung des sogenannten Halo-Effektes, der beim natürlichen Zahn durch die Lichtbrechung an der Inzisalkante hervorgerufen wird.

Style Ceram Cervical Transpa, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Cervical Transpamasen reproduzieren Farben mit einer intensiveren Transluzenz und unterstützen den natürlichen Übergang von der Gingiva zur Verblendung.



Dose 20 g

Cervical Transpa yellow
Cervical Transpa orange-pink
Cervical Transpa khaki
Cervical Transpa orange

248882	34,45
248883	34,45
248884	34,45
248885	34,45

Keramik Ivoclar Vivadent technical

Style Ceram Add-On, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Add-On-Massen dienen der Korrektur von z.B. Kontaktpunkten, Pontic-Auflagen oder Schulterpassungen. Es stehen fünf Korrekturmassen zur Verfügung. IPS Style Ceram Add-On Margin, Dentin, Incisal, Bleach werden zusammen mit dem Glanzbrand und Add-On 690°C nach dem Glanzbrand verwendet.



Dose 20 g

Add-On 690°C
Add-On Incisal
Add-On Dentin
Add-On Margin

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

248888 **36,05**
248889 **36,05**
248887 **36,05**
248886 **36,05**

Style Ceram Bleach, Ivoclar Vivadent technical

Style Ceram Bleachmassen für die Style Ceram Linie.



Dose 20 g

Margin BL
Dentin BL1
Dentin BL2
Dentin BL3
Dentin BL4
Deep Dentin BL1/BL2
Deep Dentin BL3/BL4
Incisal BL
Add-On BL

248890 **31,25**
248891 **31,25**
248892 **31,25**
248893 **31,25**
248894 **31,25**
248895 **31,25**
248896 **31,25**
248897 **31,25**
248898 **31,25**

Dose 100 g

Dentin BL1
Dentin BL2
Dentin BL3
Dentin BL4
Incisal BL4

248899 **136,00**
248900 **136,00**
248901 **136,00**
248902 **136,00**
248903 **136,00**

Style Ceram Gingiva, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram Gingivamassen sind speziell eingefärbte Keramikmassen zur natürlichen Rekonstruktion der Gingiva-Anteile. Sie sind auf das Farbkonzept Gingiva Solution von Ivoclar Vivadent abgestimmt und ermöglichen, dank der umfangreichen Auswahl an Gingiva- und Intensive Gingiva-Farben, eine naturgetreue Gingiva-Ästhetik.



Dose 20 g

Gingiva 1
Gingiva 2
Gingiva 3
Gingiva 4
Gingiva 5
Intensive Gingiva 1
Intensive Gingiva 2
Intensive Gingiva 3
Intensive Gingiva 4
Intensive Gingiva 5
Basic Gingiva BG34

248904 **34,45**
248905 **34,45**
248906 **34,45**
248907 **34,45**
248908 **34,45**
248909 **34,45**
248910 **34,45**
248911 **34,45**
248912 **34,45**
248913 **34,45**
248914 **34,45**

Style Ceram One, Ivoclar Vivadent technical

Die IPS Style Ceram One Einschichtkeramiken sind in Farbe und Transluzenz speziell abgestimmte Keramikmassen für die vollanatomische Gestaltung in der Einschicht-Technik. Sie ermöglichen schnelles und unkompliziertes Schichten.



Dose 20 g

Style Ceram One 1-7 und BL

s. Tab. **31,25**

Dose 100 g

Style Ceram One 1-7 und BL

s. Tab. **136,00**

Farbe	BL	1	2	3	4	5	6	7
One 20 g	248915	248916	248917	248918	248919	248920	248921	248922
One 100 g	248923	248924	248925	248926	248927	248928	248929	248930

Keramik Ivoclar Vivadent technical

Style Ceram Modellierliquids, Ivoclar Vivadent technical
Style Ceram Modellierflüssigkeiten für die IPS Style Ceram Keramikmassen.



Flasche 60 ml
Pulveropaquer Liquid
Margin Modellierliquid allround
Margin Modellierliquid carving
Modellierliquid allround
Modellierliquid soft

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
248931	24,55
248932	20,10
248933	20,10
248934	20,10
248935	20,10

IPS Empress Muffelsystem, Ivoclar Vivadent technical
IPS Empress Muffelsystem
• Muffelsystem 100 für Restaurationen mit einem Rohling und Wachsgewicht bis 0,6 g.
• Muffelsystem 200 für Restaurationen mit zwei Rohlingen und Wachsgewicht bis 1,4 g.



Packung Muffelsystem 100
3 Muffelbasen, 3 Muffellehren,
3 Stabilisierungsringe klein

Packung Muffelsystem 200
3 Muffelbasen, 3 Muffellehren,
3 Stabilisierungsringe groß

57827	33,20
57828	33,20

IPS Empress Zubehör, Ivoclar Vivadent technical
IPS Empress Zubehör, alle notwendigen Hilfsmittel für das IPS Empress System.



Packung
Aloxkolben 2 Stück
Brennwatte

Stück
Haltepinzette für Kronen

Stück
UniTray Universalbrennträger
Muffelzange

48404	71,15
49381	24,65
49379	74,50
181728	99,35
84169	99,35

IPS e.max Ceram A-D Farben, Ivoclar Vivadent technical
IPS e.max Ceram ist eine niedragschmelzende Nano-Fluor-Apatit-Glaskeramik, zur Verblendung und Charakterisierung aller IPS e.max Komponenten.
• **A - D Farbsystem**



Packung 20 g
Deep-Dentinmassen
Dentinmassen

s. Tab.	43,30
s. Tab.	40,05

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Deep-Dentin	168204	168205	168206	168207	168208	168209	168210	168211	168212	168214	168215	168216	168217	168218	168219	168220
Dentin	168311	168312	168313	168314	168316	168317	168319	168323	168324	168325	168327	168329	168385	168386	168387	168388

Keramik Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max Ceram Flüssigkeiten, Ivoclar Vivadent technical

- ZirLiner Liquid zum Anmischen von IPS e.max Ceram ZirLiner Pulver
- Margin Liquid allround für die klassische Margin Verarbeitung und Trocknung
- Build-Up Liquid allround für die klassische Verarbeitung und Trocknung
- Build-Up Liquid soft verkürzt die Verarbeitungszeit
- Glaze and Stain Liquid allround für die klassische Verarbeitung
- Glaze and Stain Liquid longlife ermöglicht ein pastenartige Einstellung und verlängert die Verarbeitungszeit auf ca. 1 Woche



Flaschen 60 ml

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ZirLiner Liquid	168471	21,10
Margin Liquid allround	168472	21,10

Flaschen

Build-Up Liquid allround 60 ml	168474	21,10
Build-Up Liquid allround 250 ml	191664	74,25
Build-Up Liquid soft 60 ml	168476	21,10

Flaschen 15 ml

Glaze/Stain Liquid allround	168478	21,10
Glaze/Stain Liquid longlife	168479	21,10

IPS e.max Ceram Glaze, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max Ceram Glaze, Glasurmasse in Pulver- und in Pastenform. Glaze Fluo ist die fluoreszierende Variante der Glasurmassen.



Packung 3 g

Glaze Paste	168464	49,80
Paste Fluo	168465	49,80

Packung 5 g

Powder	168466	33,30
Powder Fluo	168467	33,30

IPS e.max Press Rohlinge, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max Press Rohlinge, Glaskeramik-Rohlinge in fünf Opazitätsstufen.

- MO-Rohlinge weisen eine mittlere Opazität auf
- HO-Rohlinge mit hoher Opazität für Gerüste auf devitalen Stümpfen
- LT-Rohlinge mit geringerer Transluzenz
- HT-Rohlinge mit höherer Transluzenz



Packung 5 x 3 g

HO	168010	90,25
HO 1	34556	90,25
HO 2	34557	90,25
MO 0	168019	90,25
MO 1	168020	90,25
MO 2	168021	90,25
MO 3	168022	90,25
MO 4	168025	90,25
LT und HT A1 - D4 L, BL	s. Tab.	106,00

Packung 3 x 6 g

HO	168014	108,00
MO 0	168026	108,00
MO 1	168027	108,00
MO 2	168029	108,00
MO 3	168031	108,00
MO 4	168033	108,00
MT A1, A2, A3, B1 Large	s. Tab.	108,00
LT und HT A1 - D4 Large, BL	s. Tab.	108,00

Farbe	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
LT-Rohlinge 5x3 g	191389	191390	191391	191392	191347	191349	191352	191355	33781	191356	191357	191358	34561	34562	191359	34563	34564	34565	191361	34568
LT-Rohlinge 3x6 g	191393	191394	191395	191403	191363	191364	191367	191369	34569	191376	191384	191385	34570	34571	191387	34572	34574	34579	191388	34596
HT-Rohlinge 5x3 g	34652	34653	34654	34655	34242	34256	34257	34261	34599	34604	34264	34271	34606	34607	34610	34614	34615	34616	34617	34618
HT-Rohlinge 3x6 g	34661	34664	34665	34666	34620	34621	34622	34625	34627	34629	34630	34632	34634	34635	34637	34646	34647	34648	34649	34650

Keramik Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max Press MT Rohlinge, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max Press MT-Rohlinge weisen eine mittlere Transluzenz auf und werden für Restaurationen verwendet, die mehr Helligkeit als HT-Restaurationen und mehr Transluzenz als LT-Restaurationen benötigen. Restaurationen aus MT-Rohlingen eignen sich ideal für die Mal- und die Cut-back-Technik. Die Rohlinge sind in 2 Größen lieferbar.



Indikationen:

Zur Herstellung von Veneers, Front- und Seitenzahnkronen, sowie 3-gliedrigem Brücken geeignet.



Packung 5 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
MT A1	243995 90,25
MT A2	243996 90,25
MT A3	243997 90,25
MT A.5	279936 90,25
MT B1	243998 90,25
MT B2	246307 90,25
MT C1	246308 90,25
MT C2	279937 90,25
MT D2	246309 90,25
MT BL2	244001 90,25
MT BL3	243999 90,25
MT BL4	244000 90,25

Packung 3 Stück

MT A1 L	244872 108,00
MT A2 L	244874 108,00
MT A3 L	244875 108,00
MT A3,5 L	279938 108,00
MT B1 L	244876 108,00
MT B2 L	246310 108,00
MT C1 L	246311 108,00
MT C2 L	279939 108,00
MT D2 L	246312 108,00
MT BL2 L	244879 108,00
MT BL3 L	244877 108,00
MT BL4 L	244878 108,00

IPS e.max Press Multi Rohlinge, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max Press Multi Rohlinge, Polychromatischer Rohling mit abgestimmten Farb- und Transluzenzverlauf. Zur Herstellung monolithischer Front- und Seitenzahnkronen, Veneers und für individuelle Hybrid-Abutment-Kronen.



Zur ausschließlichen Verarbeitung in den Ivoclar Pressöfen Programat EP3000, EP5000, EP3010 und EP5010



Packung 5 Stück

Multi A1	220244 139,00
Multi A2	219683 139,00
Multi A3	220144 139,00
Multi A3,5	220245 139,00
Multi B1	220246 139,00
Multi B2	220247 139,00
Multi C1	220248 139,00
Multi C2	220249 139,00
Multi D2	220250 139,00
Multi BL2	220251 139,00

IPS e.max ZirPress Rohlinge, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max ZirPress Rohlinge, Glaskeramik-Rohlinge zum Überpressen von IPS e.max ZirCAD Gerüsten. Lieferbar in den 8 gängigsten A-D Farben.



Packung 5 x 3 g

LT-, HT-, MO-Rohlinge s. Tab. 87,15

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL1	BL2	BL3	BL4
LT-Rohlinge 5x3 g	168051	168052	168053	168054	34671	215398	168055	168056	34674	34676	168060	34678	34680	34681	168061	34683	183529	183530	183531	183532
HT-Rohlinge 5x3 g	12267	12057	12378	12058	34686	16205	12353	14700	34688	34689	12674	34696	34709	34711	12393	34712	15721	216786	15722	216785

Keramik Ivoclar Vivadent technical

IPS PressVest Premium, Ivoclar Vivadent technical

IPS PressVest Premium ist die universelle, phosphatgebundene Einbettmasse für Ivoclar Vivadent-Presskeramiken. Sie kann sowohl im beliebten Speed- als auch im konventionellen Aufheizverfahren verwendet werden. Besonders die minimale, leicht zu entfernende Reaktionsschicht, die glatten Oberflächen und die sehr hohe Passgenauigkeit zeichnen sie aus. Für IPS e.max Press + ZirPress und IPS Empress Esthetic.



Packung

PressVest Premium Powder 2,5 kg
PressVest Premium Powder 5 kg

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

258284 **115,50**
259190 **206,00**

Flasche

PressVest Premium Liquid 0,5 l
PressVest Premium Liquid 1 l

258575 **22,40**
259189 **40,15**

IPS e.max Alox Plunger, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max Alox Plunger sind ausschließlich für das e.max-System geeignet. Der Alox Plunger Separator verhindert das Verkleben von Alox-Kolben und Pressrohling.



Packung

Alox Plunger 2 Stück
Alox Plunger Separator 200 mg

168482 **69,75**
168484 **22,70**

IPS e.max Muffel System, Ivoclar Vivadent technical

Vergrößerte Muffelbasis im Vergleich zum Empress Muffelsystem. Speziell für das IPS e.max System.



Packung

Muffelsystem 100 g
Muffelsystem 200 g

168480 **33,20**
168481 **33,20**

IPS e.max Natural Die Stumpfmateral, Ivoclar Vivadent technical

IPS e.max Natural Die Stumpfmateral, Lichthärtendes Stumpfmateral zur Simulation der Farbe des präparierten Zahnstumpfes. Farbabstufung von ND1 (Bleichfarbe) bis ND9 (stark verfärbter, devitaler Stumpf).



Spritze 8 g

ND 1
ND 2
ND 3
ND 4
ND 5
ND 6
ND 7
ND 8
ND 9

180250 **48,05**
172265 **48,05**
172384 **48,05**
172601 **48,05**
172385 **48,05**
180251 **48,05**
172602 **48,05**
180252 **48,05**
180254 **48,05**

Flasche

Separator 20 ml

176556 **28,05**



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Keramik Shofu

Vintage Halo Massen, Shofu

Vintage Halo Massen dienen zur Herstellung naturidentischer Restaurationen mit hoher Opaleszenz und Fluoreszenz.



Packung 15 g
Opaker, Dentin, Schneidemassen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **18,90**

Packung 50 g
Opaker, Dentin, Schneidemassen

s. Tab. **49,00**

Packung
Opakdentinmassen 15 g
Opakdentinmassen 50 g

s. Tab. **19,90**

s. Tab. **54,90**

Packung
Opal-Inzisalmassen 15 g
Opal-Inzisalmassen 50 g

s. Tab. **19,90**

s. Tab. **54,90**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaker 15 g	67157	67158	67159	67160	67164	67166	67167	67168	67169	67171	67172	67173	67174	67176	67177	67178
Opaker 50 g	67179	67180	67181	67182	67183	67185	67186	67187	67188	67190	67191	67192	67193	67195	67196	67197
Opakdentin 15 g	67361	67362	67363	67364	67365	67367	67368	67511	67514	67517	67518	67519	67520	67522	67524	67530
Opakdentin 50 g	67544	67545	67546	67548	67549	67572	67604	67605	67614	67633	67638	67639	67640	67680	67682	67684
Schmelz Farbe	58	58	59	59	60	57	58	59	60	58	58	59	60	59	60	59
Schmelz 15 g	67696	67696	67697	67697	67699	67689	67696	67697	67699	67696	67696	67697	67699	67697	67699	67697
Schmelz 50 g	67781	67781	67782	67782	67785	67780	67781	67782	67785	67781	67781	67782	67785	67782	67785	67782
Opal-Inzisal 15 g	69016	69016	69042	69042	69055	69014	69016	69042	69055	69016	69016	69042	69055	69042	69055	69042
Opal-Inzisal 50 g	69108	69108	69110	69110	69125	69107	69108	69110	69125	69108	69108	69110	69125	69110	69125	69110

Vintage Halo Flüssigkeiten, Shofu

Vintage Halo Opaker-Liquid zum Anmischen der Opakermassen.



Flasche

Opaker-Liquid 50 ml
Opaker-Liquid 500 ml

67198 **7,20**

67199 **45,00**

Vintage Art Universal Basic Color Set, Shofu

Universelle Pulvermal Farben und Glasurmassen für monolithische Restaurationen und Schichtkeramiken.

- Pulvermal Farben und Glasurmassen bieten zusammen mit zwei Liquids mehr Gestaltungsspielraum als gebrauchsfertigen Pasten
- Ausdrucksstarke Farben, die gut decken
- Das YAMAMOTO LIQUID erzeugt Tiefenwirkung und zeigt die Farbwirkung bereits beim Mischen und Auftragen / also vor dem Brand
- Zwei Glasurmassen ermöglichen ein Finish mit und ohne Fluoreszenz



Basic Color Set

277357 **450,00**

Lieferumfang:

- 16 Pulvermal Farben je 2 g
- Glasurmasse (Glazing Powder) GP-F 15 g
- Vintage Art Universal Liquid 50 ml
- Farbtafel, Erweiterte Produktinformationen

NEU

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Vintage Art Universal, Shofu

Das intelligente Vintage Art Universal Malfarben- und Glasurkonzept für die 2D- und die 3D-Maltechnik unterstützt Ihren hohen Anspruch mit vitalen Farbnuancen auf allen dentalkeramischen Materialien. Zwei unterschiedlich viskose Anmischflüssigkeiten mit unterschiedlichen Lichtbrechungsindizes erweitern das Vintage Art Universal System und schaffen zusätzliche Möglichkeiten / sowohl bei der konventionellen 2D-Maltechnik für Schichtkeramiken wie auch bei der 3D-Maltechnik für monolithische Restaurationen.

- Glasur mit und ohne Fluoreszenz
- Abgestimmt auf Lithiumdisilikat und Zirkonoxid
- Für niedrig- und hochschmelzende Keramiken
- Hervorragende Oberflächenadaptation
- Brillanter Glanz



Packung

Vintage Art Universal 2 g

s. Tab. **23,50**

NEU

Farbe	Pink	Violet	Yellow	Green	Blue	Orange	White	Black	Grey			
Base Color Stains	277330	277331	277333	277335	277336	277338	277346	277348	277349			
Farbe	Deep Red	Light Yellow	Blue Grey	Orange Brown	Mamelon Pink	Mamelon Ivory	Light Orange	Dark Red Brown	Brown	Black Brown	Vanilla	Khaki
Color Stains	277332	277334	277337	277339	277340	277341	277342	277343	277344	277345	277347	277356
Farbe	A Shade	B Shade	C Shade	D Shade	R Shade	Light Shade						
Shade Stains	277350	277351	277352	277353	277354	277356						

Vintage Art Universal Liquids, Shofu

Vintage Art Universal Liquid ist die Standard-Anmischflüssigkeit für VINTAGE Art Universal Keramikmalfarben.

Vintage Art Universal YAMAMOTO LIQUID ist eine Anmischflüssigkeit mit einem glasähnlichen Brechungs-index. Die Mischung mit VINTAGE Art Universal Malfarben und Glasurmassen zeigt bereits vor dem Brand ihre definitiven Farbeffekte



Flasche 50 ml

Vintage Art Universal Liquid

277329 **42,00**

Vintage Art Universal YAMAMOTO Liquid

277358 **79,00**

NEU

Vintage Art Universal Glasurmassen, Shofu

Die nicht fluoreszierende Vintage Art Universal Glasurmasse GP zeigt bei UV-Licht keine Reflexionen und nutzt die optische Wirkung der fluoreszierenden Schichtmassen darunter. Die Glasurmasse GP-F reflektiert kurzwelliges Licht wie das natürliche Vorbild und erzeugt bei nicht fluoreszierenden Keramikwerkstoffen ein natürliches Aussehen.

- GP: Glasurmasse ohne Fluoreszenz, für natürlich fluoreszierende Schichtkeramiken
- GP-F: Stark fluoreszierende Glasurmasse, für nicht fluoreszierende monolithische Restaurationen
- Abgestimmt auf Lithiumdisilikat und Zirkonoxid
- Für niedrig- und hochschmelzende Keramiken



Packung

Glazing Powder GP, 15 g

277325 **95,00**

Glasurmasse GP-F, 15 g

277327 **95,00**

Glazing Powder GP, 50 g

277326 **225,00**

Glazing Powder GP-F, 50 g

277328 **225,00**

NEU

VITA VMK Master classical, Vita
 VITA VMK Master ist eine natürliche Feldspat-Verblendkeramik für klassische Aufbrenn-Legierungen (ca. 13,8 / 15,2 µm/mK).



Packung 12 g
 Opaque-, Opaque Dentin-, Dentin-Enamelmassen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
 s. Tab. **16,50**

Packung 5 g
 Opaque Paste

s. Tab. **45,45**

Packung 50 g
 Opaque-, Opaque Dentin-, Dentin-, Enamelmassen

s. Tab. **56,85**

Zuordnungstabelle	VMK Master															
Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque 12 g	201867	201869	201871	201873	201875	201877	201879	201881	201883	201885	201887	201889	201891	201893	201895	201897
Opaque 50 g	201868	201870	201872	201874	201876	201878	201880	201882	201884	201886	201888	201890	201892	201894	201896	201898
Paste Opaque 5 g	202001	202002	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012	202013	202014	202015	202016
Dentin 12 g	201788	201790	201792	201794	201796	201798	201800	201802	201804	201806	201808	201810	201812	201814	201816	201818
Dentin 50 g	201789	201791	201793	201795	201797	201799	201801	201803	201805	201807	201809	201811	201813	201815	201817	201819
Opaque Dentin 12 g	201957	201959	201961	201963	201965	201967	201969	201971	201973	201975	201977	201979	201981	201983	201985	201987
Opaque Dentin 50 g	201958	201960	201962	201964	201966	201968	201970	201972	201974	201976	201978	201980	201982	201984	201986	201988
EnamelFarbe	EN1	EN1	EN1	EN2	EN1	EN1	EN2	EN2	EN2							
Enamel 12 g	201828	201828	201828	201830	201830	201830	201830	201830	201830	201830	201830	201828	201828	201830	201830	201830
Enamel 50 g	201829	201829	201829	201831	201831	201831	201831	201831	201831	201831	201831	201829	201829	201831	201831	201831

VITA VMK Master 3D-Master, Vita
 VITA VMK Master ist eine Feldspat-Verblendkeramik für Metallgerüste im konventionellen WAK-Bereich aus hochgoldhaltigen, goldreduzierten und Palladiumbasis-Legierungen. Durch ihre Brenntemperatur und ihre chemisch-physikalischen Eigenschaften ist sie besonders gut zum Verblenden von NEM-Gerüsten geeignet.



Packung 12 g
 Opaque-, Opaque Dentin-, Dentin-, Enamelmassen

s. Tab. **16,50**

Packung 5 g
 Opaque Paste

s. Tab. **45,45**

Packung 50 g
 Opaque-, Opaque Dentin-, Dentin-, Enamelmassen

s. Tab. **56,85**

Dentin 12 g	201730	201732	201734	201736	201738	201740	201742	201744	201746	201748	201750	201752	201754	201756	201758	201760
Dentin 50 g	201731	201733	201735	201737	201739	201741	201743	201745	201747	201749	201751	201753	201755	201757	201759	201761
Opaque Dentin 12 g	201899	201901	201903	201905	201907	201909	201911	201913	201915	201917	201919	201921	201923	201925	201927	201929
Opaque Dentin 50 g	201900	201902	201904	201906	201908	201910	201912	201914	201916	201918	201920	201922	201924	201926	201928	201930
Opaque Farbe	OP0	OP0	OP0	OP1	OP1	OP2	OP2	OP2	OP2	OP2	OP2	OP2	OP3	OP3	OP3	OP3
Opaque 12 g	201989	201989	201989	201991	201991	201993	201993	201993	201993	201993	201993	201993	201995	201995	201995	201995
Opaque 50 g	201990	201990	201990	201992	201992	201994	201994	201994	201994	201994	201994	201994	201996	201996	201996	201996
Paste Opaque 5 g	202017	202017	202017	202018	202018	202019	202019	202019	202019	202019	202019	202019	202020	202020	202020	202020
EnamelFarbe	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1	EN1
Enamel 12 g	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828	201828
Enamel 50 g	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829	201829
Farbe	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3			
Dentin 12 g	201762	201764	201766	201768	201770	201772	201774	201776	201778	201780	201782	201784	201786			
Dentin 50 g	201763	201765	201767	201769	201771	201773	201775	201777	201779	201781	201783	201785	201787			
Opaque Dentin 12 g	201931	201933	201935	201937	201939	201941	201943	201945	201947	201949	201951	201953	201955			
Opaque Dentin 50 g	201932	201934	201936	201938	201940	201942	201944	201946	201948	201950	201952	201954	201956			
Opaque Farbe	OP3	OP3	OP3	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP5	OP5	OP5		
Opaque 12 g	201995	201995	201995	201997	201997	201997	201997	201997	201997	201997	201999	201999	201999			
Opaque 50 g	201996	201996	201996	201998	201998	201998	201998	201998	201998	201998	202000	202000	202000			
Paste Opaque 5 g	202020	202020	202020	202021	202021	202021	202021	202021	202021	202021	202022	202022	202022			
EnamelFarbe	EN1	EN1	EN3	EN1	EN1	EN1	EN3	EN3	EN1	EN3	EN1	EN3	EN3			
Enamel 12 g	201828	201828	201832	201828	201828	201828	201832	201832	201828	201832	201828	201832	201832			
Enamel 50 g	201829	201829	201833	201829	201829	201829	201833	201833	201829	201833	201829	201833	201833			

VITA VMK Master Translucent, Vita
VITA VMK Master Translucent ist geeignet für die Nachbildung unterschiedlichster Transparenzen in acht verschiedenen Farbtönen.

Pearl Translucent

Perlmutterartiger, oberflächlicher Schimmer. Speziell zur Reproduktion junger und gebleachter Zähne. Kann mit Window gemischt zur Aufhellung des Dentinkörpers an der Oberfläche aufgetragen werden.

Opal Translucent

Transluzente Masse mit natürlicher Opaleszenz.



Packung 12 g

- T1 weißlich
- T2 gelblich-bräunlich
- T3 rosa
- T4 neutral
- T5 hellblau
- T6 blau
- T7 grau
- T8 rötlich
- Pearl Translucent perlmutt-creme
- Opal Translucent OT1

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
202034	16,50
202035	16,50
202036	16,50
202037	16,50
202039	16,50
202040	16,50
202041	16,50
202042	16,50
202023	19,15
201866	19,15

VITA VMK Master Window, Vita
VITA VMK Master Window ist geeignet zur Erhöhung der Transluzenz bei gleichzeitiger Farbabschwächung, pur oder gemischt einsetzbar.



Packung

- Window WIN 12 g
- Window WIN 50 g

202046	16,50
202047	56,85

VITA VMK Master Wash Opaque, Vita
VITA VMK Master Wash Opaque ist geeignet zur Abdeckung von Gerüsten und zur Erzielung intensiver bzw. wärmer wirkender Farbergebnisse.



Packung

- Wash Opaque Paste 7 g
- Wash Opaque 12 g
- Wash Opaque 50 g

202043	63,55
202044	16,50
202045	56,85

VITA VMK Master Dentine Modifier, Vita
VITA VMK Master Dentine Modifier können pur oder zur Farbintensivierung in das Dentin eingeschwennt oder untergemischt werden.

- Zur internen Farbgebung für Effekte aus der Tiefe
- Zur Gestaltung von Mamelons im Inzisalbereich und zur Darstellung altersbedingter Abrasionsmerkmale



Packung 12 g

- DM 1 weiß
- DM 2 creme
- DM 3 gelb
- DM 4 orange
- DM 5 rötlich
- DM 6 bräunlich-rötlich
- DM 7 khaki
- DM 8 grau

201820	19,15
201821	19,15
201822	19,15
201823	19,15
201824	19,15
201825	19,15
201826	19,15
201827	19,15

VITA VMK Master Luminary, Vita
 VITA VMK Master Luminary sind stark fluoreszierende Massen zur Unterstützung und Steuerung der natürlichen Fluoreszenz, insbesondere bei dünnen Schichtstärken.



Packung 12 g
 LM 1 weiß
 LM 2 sand
 LM 3 gelb
 LM 4 helles braun-orange
 LM 5 hellbraun
 LM 6 helles khaki

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
201847	47,40
201848	47,40
201849	47,40
201850	47,40
201851	47,40
201852	47,40

VITA VMK Master Cervical, Vita
 VITA VMK Master Cervical Massen können oberhalb des Zahnhalses bis in den Ap-proximalbereich auf das Dentin bzw. inzi-sal auf den Schmelz gelegt werden, um die Tiefenwirkung zu verstärken.



Packung 12 g
 CE1 hellgelb
 CE2 hellorange
 CE3 goldgelb

201725	19,15
201726	19,15
201727	19,15

VITA VMK Master Corrective, Vita
 VITA VMK Master Corrective ist für Korrek-turen nach dem Glanzbrand geeignet.



Packung 12 g
 COR 1 neutral
 COR 2 beige

201728	19,15
201729	19,15

VITA VMK Master Gingiva, Vita
 VITA VMK Master Gingiva ist geeignet zur farblich exakten Wiederherstellung der Weichgewebeverluste und um diese ana-tomisch zu korrigieren.

- Können pur oder untereinander ge-mischt werden
- Sie werden analog dem ersten und zwei-ten Dentinbrand aufgetragen und ge-brannt



Packung 12 g
 G1 altrosa
 G2 orange-rosa
 G3 rosa-rot
 G4 braun-rot
 G5 schwarz-rot
 GOD dunkel
 GOL hell

201839	16,50
201840	16,50
201841	16,50
201842	16,50
201843	16,50
201844	16,50
201845	16,50

Packung 5 g
 GOD dunkel Paste
 GOL hell Paste

201836	45,45
201837	45,45

VITA VMK Master Margin, Vita
 VITA VMK Master Margin ist geeignet zur Schaffung eines ästhetischen Übergangs bei labial gekürzter Metallkappe.

- Intensivierung mit VITA INTERNO Mas-sen möglich



Packung 12 g
 M1 weiß
 M2 beige
 M3 gelb
 M4 orange-rötlich
 M5 hellbraun
 MN neutral

201853	19,15
201854	19,15
201855	19,15
201856	19,15
201857	19,15
201858	19,15

VITA VMK Master Neck, Vita

Mit VITA VMK Master Neck kann die optimale Farbreproduktion im Zervikalbereich zusätzlich unterstützt werden. Mithilfe der NECK Massen ist es möglich, eine höhere Farbtintensität und Opazität zu erreichen.



Packung 12 g

- N1 beige
- N2 gelb
- N3 gelb-orange
- N4 orange
- N5 khaki

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

201861	16,50
201862	16,50
201863	16,50
201864	16,50
201865	16,50

VITA Modellierflüssigkeiten, Vita

Modellierflüssigkeit 30M

zum Anmischen der Dentin- und Schmelzmassen für langzeitiges Modellieren in den Vita Keramiken oberhalb 900 °C Brenntemperatur.



Flasche 50 ml

- Modelling Liquid 30M
- Modelling Fluid
- Modelling Fluid RS

82975	14,35
36900	8,45
201689	14,85

Flasche 250 ml

- Modelling Liquid 30M
- Modelling Fluid
- Modelling Fluid RS

82976	37,75
36901	33,15
201690	43,05

Vita Modelling Fluid

zum Anmischen von Vita VM 13 und VMK Master Massen.

Modelling Fluid RS

Spezialflüssigkeit zum Anmischen von VITA VM 13 und VMK Master-Massen. Die geschmeidige Konsistenz ermöglicht eine lange und feuchte Verarbeitung bei gleichzeitig guter Standfestigkeit.

VITA Opakerflüssigkeiten, Vita

Vita Paste Opaque Liquid

zur Veränderung der Konsistenz bei VMK Master Pastengrundmassen und bei Titan-keramik-Pastenbinder



Flasche 15 ml

- Paste Opaque Liquid

30193	12,95
-------	-------

Flasche

- Opaque Fluid 50 ml
- Opaque Fluid 250 ml

36898	8,45
36899	33,15

Vita Opaque Fluid

zum Anmischen von VMK Master Grundmassen

VITA Stumpfisolierung, Vita

VITA Stumpfisolierung isoliert Keramik / Gips (außer Titankeramik).



Flasche 16 ml

- Vita Stumpfisolierung

89980	11,45
-------	-------

VITA Modisol Isolierstift, Vita

VITA Modisol Isolierstift ist ein handlicher Isolierstift mit zwei Spitzen. Durch den Einsatz des VITA Modisol Stifts lässt sich die keramische Arbeit leicht vom Modell abheben, ohne am Gips zu haften.



Stück

187434	34,25
--------	-------

Keramik Vita

VITA VM 9 classical, Vita

VITA VM9 Verblendkeramik in Vita classical Farben. Ideal zur Individualisierung von Cerec Vitablocs Mark II.



Packung 12 g
Base-Dentin-, Transpa-Dentin-, Enamelmassen
Window WIN 12 g
Neutral NT 12 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
s. Tab.	22,75
68978	22,75
68987	22,75

Packung 50 g
Base-Dentin-, Transpa-Dentin-, Enamelmassen
Window WIN 50 g
Neutral NT 50 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
s. Tab.	76,45
165467	76,45
176802	76,45

Zuordnungstabelle	VitaVM9	classical														
Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Base Dentine 12 g	16609	16479	16610	16611	16612	16613	16614	16616	16617	16618	16619	16620	16621	16622	16623	16637
Base Dentine 50 g	16638	16639	16640	16641	16642	16643	16644	16646	16649	16651	16653	16656	16658	16659	16660	16661
Transpadentine 12 g	16662	16663	16664	16665	16667	16670	16671	16672	16673	16674	16676	16680	16681	16683	16684	16685
Transpadentine 50 g	16686	16687	16691	16692	16693	16696	16697	16699	16701	16702	16703	16708	16709	16710	16711	16712
EnamelFarbe	ENL	ENL	ENL	END	ENL	ENL	END	END	END							
Enamel 12 g	148745	148745	148745	68986	68986	68986	68986	68986	68986	68986	68986	148745	148745	68986	68986	68986
Enamel 50 g	159252	159252	159252	165585	165585	165585	165585	165585	165585	165585	165585	159252	159252	165585	165585	165585

VITA VM Flüssigkeiten, Vita

VITA VM Flüssigkeiten sind Standard-Modellierflüssigkeit für VITA VM 9, sowie VM 13 Verblendkeramik.



Flasche
VITA VM Modelling Liquid 50 ml
VITA VM Modelling Liquid 250 ml

148747	9,10
148930	35,15

Keramik

VITA VM 9 3D-Master, Vita

VITA VM9 Verblendkeramik in Vita System 3D-Master Farben. Ideal zur Individualisierung von Cerec Vitablocs Mark II.



Packung 12 g
Base Dentine-, Dentine-, Enamelmassen

s. Tab.	22,75
---------	--------------

Packung 50 g
Enamelmassen

s. Tab.	76,45
---------	--------------

Packung 12 g
Chroma Plus

s. Tab.	25,90
---------	--------------

Packung 12 g
WIN Glasklarmasse
NT Neutral

68978	22,75
68987	22,75

Zuordnungstabelle	VitaVM9													
Farbe	1M1	1M2	2L1,5	2L2,5	2M1	2M2	2M3	2R1,5	2R2,5	3L1,5	3L2,5	3M1	3M2	
Base Dentine	66969	67034	145315	149628	67041	148732	148737	67046	139964	145380	67049	67050	67051	
Transpadentine	67134	149927	67138	149629	67161	67270	67271	67298	139967	67341	149971	67543	149940	
Enamel Farbe	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	
Enamel 12 g	148745	148745	148745	148745	148745	148745	148745	148745	148745	148745	148745	148745	148745	
Enamel 50 g	159252	159252	159252	159252	159252	159252	159252	159252	159252	159252	159252	159252	159252	
Chroma Plus Farbe	CP1	CP1	CP2	CP3	CP3	CP3	CP3							
Chroma Plus	17296	17296	69156	69156	69156	69156	69156	69156	69156	69185	69185	69185	69185	
Farbe	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3	
Base Dentine	67052	67053	67054	67055	67056	67057	67058	67059	67065	67073	67083	67110	67111	
Transpadentine	67550	67552	149948	149975	67617	67618	149973	67621	67622	67623	149977	67625	67626	
EnamelFarbe	ENL	ENL	ENL	END										
Enamel 12 g	148745	148745	148745	68986	68986	68986	68986	68986	68986	68986	68986	68986	68986	
Enamel 50 g	159252	159252	159252	165585	165585	165585	165585	165585	165585	165585	165585	165585	165585	
Chroma Plus Farbe	CP3	CP3	CP3	CP4	CP5	CP5	CP5							
Chroma Plus	69185	69185	69185	69187	69187	69187	69187	69187	69187	69187	17297	17297	17297	

VITA VM 11, Vita

VITA VM 11 ist eine Feinstrukturkeramik für die Individualisierung von VITA SUPRINITY.

Es ist eine niedrigschmelzende Feinstruktur-Feldspat-Keramik zur Individualisierung von Restaurationen aus zirkondioxidverstärkter Lithiumsilikat-Glaskeramik (ZLS). VITA VM 11 Massen werden mit VITA Low-Fusing Modelling Liquid angemischt.



Packung 12 g

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Transpa Dentine, Enamel	s. Tab.	20,75
Effect-, Mamelonmassen, Sun Dentine	s. Tab.	23,60
Neutral NT	236026	20,75
Window WIN	236025	20,75
Effect Pearl EP1	236031	23,60

Flasche

Low Fusing Modelling Liquid 50 ml	236049	9,10
-----------------------------------	--------	------

Die Tabelle ist keine Zuordnungstabelle!

Farbe	0M1	A1	A2	A3	A3,5	B2	C2	D2
Transpa Dentine	236017	236018	236019	236020	236021	236022	236023	236024
Farbe	ENL	END						
Enamel	236027	236028						
Farbe	EO1	EO2	EO3	EO5				
Effect Opal	236032	236033	236034	236035				
Farbe	EC1	EC5	EC11					
Effect Chroma	236036	236037	236038					
Farbe	EE1	EE3	EE5	EE7	EE8	EE9	EE11	
Effect Enamel	236039	236040	236041	236042	236043	236044	236045	
Farbe	MM1	MM3						
Mamelon	236029	236030						
Farbe	SD1	SD2	SD3					
Sun Dentine	236046	236047	236048					

VITA VM 13 classical, Vita

VITA VM 13 wurde als spezielle Verblendkeramik mit Feinstruktur für alle gängigen Legierungen im WAK-Bereich 13,8 - 15,2 entwickelt.



Packung 12 g

Opaque-, Base Dentine-, Transpa Dentine-, Enamelmassen	s. Tab.	20,75
--	---------	-------

Packung 50 g

Opaque-, Base Dentine-, Transpa Dentine-, Enamelmassen	s. Tab.	69,65
--	---------	-------

Packung 5 g

Opaque Paste	s. Tab.	49,75
--------------	---------	-------

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque 12 g	18186	18190	18192	18198	18200	18202	18204	18207	18216	18219	18247	18249	18251	18288	18300	18302
Opaque 50 g	18187	18191	18197	18199	18201	18203	18205	18209	18217	18222	18248	18250	18252	18299	18301	18303
Opaque Paste 5 g	18160	18161	18162	18163	18164	18174	18175	18176	18177	18178	18180	18181	18182	18183	18184	18185
Base Dentine 12 g	18304	18306	18308	18310	18312	18314	18320	18322	18324	18326	18330	18334	18336	18338	18349	18351
Base Dentine 50 g	18305	18307	18309	18311	18313	18315	18321	18323	18325	18327	18332	18335	18337	18348	18350	18352
Transpa Dentine 12 g	18353	18355	18359	18363	18365	18369	18371	18374	18378	18388	18391	18393	18396	18398	18400	18419
Transpa Dentine 50 g	18354	18356	18362	18364	18367	18370	18373	18377	18382	18389	18392	18394	18397	18399	18401	18424
EnamelFarbe	ENL	ENL	ENL	END	ENL	ENL	END	END	END							
Enamel 12 g	160989	160989	160989	160990	160990	160990	160990	160990	160990	160990	160990	160989	160989	160990	160990	160990
Enamel 50 g	161123	161123	161123	161124	161124	161124	161124	161124	161124	161124	161124	161123	161123	161124	161124	161124

VITA VM 13 System 3D-Master, Vita
 VITA VM 13 wurde als spezielle Verblendkeramik mit Feinstruktur für alle gängigen Legierungen im WAK-Bereich 13,8 - 15,2 entwickelt.



Packung 5 g
 Opaque Paste OP1 - OP5

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **49,75**

Packung 12 g
 Base Dentine-, Dentine-, Opaque-, Enamelmassen

s. Tab. **20,75**

Packung 50 g
 Base Dentine-, Dentine-, Opaque-, Enamelmassen

s. Tab. **69,65**

Packungen

Window WIN 12 g	160988	20,75
Window WIN 50 g	161122	69,65
Wash Opaque Paste 7 g	160822	69,70
Wash Opaque 12 g	161000	20,75
Wash Opaque 50 g	161131	69,65

Farbe	OM1	OM2	OM3	1M1	1M2	2L1,5	2L2,5	2M1	2M2	2M3	2R1,5	2R2,5	3L1,5	3L2,5	3M1
Base Dentine 12 g	160837	160838	160839	160840	160841	160843	160844	160845	160846	160847	160848	160849	160851	160852	160853
Base Dentine 50 g	17957	18075	18097	161014	161015	161016	161017	161018	161019	161020	161021	161022	161023	161024	161025
Transpudentine 12 g	160869	160870	160871	160872	160873	160874	160875	160876	160877	160878	160879	160880	160881	160882	160883
Transpudentine 50 g	18151	18152	18153	161101	161102	161103	161104	161106	161107	166177	161108	161109	161110	161111	161112
Opaque Farbe	OP1	OP1	OP2	OP2	OP2	OP2	OP2	OP2	OP2	OP3	OP3	OP3	OP3		
Opaque 12 g	160993	160993	160995	160995	160995	160995	160995	160995	160995	160996	160996	160996	160996		
Opaque 50 g	161126	161126	161127	161127	161127	161127	161127	161127	161127	161128	161128	161128	161128		
Paste Opaque	160824	160824	160825	160825	160825	160825	160825	160825	160825	160826	160826	160826	160826		
Enamel Farbe	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL		
Enamel 12 g	160989	160989	160989	160989	160989	160989	160989	160989	160989	160989	160989	160989	160989		
Enamel 50 g	161123	161123	161123	161123	161123	161123	161123	161123	161123	161123	161123	161123	161123		
Farbe	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3		
Base Dentine 12 g	160855	160856	160857	160858	160859	160861	160862	160863	160864	160865	160866	160867	160868		
Base Dentine 50 g	161027	161028	161029	18133	171945	161031	161058	161064	18138	18142	18145	18149	18150		
Transpudentine 12 g	160885	160886	160887	160889	160890	160891	160892	160893	160894	160981	160984	160986	160987		
Transpudentine 50 g	161114	161115	161116	18154	171947	161117	161119	161120	18155	18156	18157	18158	18159		
Opaque Farbe	OP3	OP3	OP3	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP5	OP5	OP5		
Opaque 12 g	160996	160996	160996	160997	160997	160997	160997	160997	160997	160997	160998	160998	160998		
Opaque 50 g	161128	161128	161128	161129	161129	161129	161129	161129	161129	161129	-	-	-		
Paste Opaque	160826	160826	160826	160827	160827	160827	160827	160827	160827	160827	160829	160829	160829		
Enamel Farbe	ENL	ENL	ENL	END	END	END	END	END	END	END	END	END	END		
Enamel 12 g	160989	160989	160989	160990	160990	160990	160990	160990	160990	160990	160990	160990	160990		
Enamel 50 g	161123	161123	161123	161124	161124	161124	161124	161124	161124	161124	161124	161124	161124		



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VITA VM13 Chroma Plus-, Effect-, Gingiva-, Margin-, Neutralmassen, Vita
VITA VM 13 Zusatz- und Individualisierungsmassen.

Packung 12g
Chroma Plus-, Korrektur-, Effect-Chroma-, Effect-Enamel-, Effect-Liner-, Effect-Opal-, Effect-Pearl-, Gingiva-, Marginmassen

s. Tab. **20,75**

VITA VM 13 CHROMA PLUS
• Um eine intensivere Farbreproduktion im Halsbereich zu erreichen



Packung
Neutralmasse 12 g
Neutralmasse 50 g
Neutralmasse 250 g

160991 **20,75**
161125 **69,65**
161137 **312,60**

VITA VM 13 CORRECTIVE
• Mit abgesenkter Brenntemperatur (830°C) für Korrekturen nach dem Glanzbrand

VITA VM 13 EFFECT ENAMEL
• Können für alle Schmelzbereiche des natürlichen Vorbildes verwendet werden

VITA VM 13 EFFECT PEARL
• Nur für Effekte an der Oberfläche geeignet, nicht zum Einschichten

VITA VM 13 EFFECT OPAL
• Zur Erzeugung des Opaleffekts bei Restaurationen jugendlicher und sehr transluzenter Zähne

VITA VM 13 EFFECT CHROMA
• Farbintensive Modifier-Massen zur Hervorhebung bestimmter farblicher Bereiche am Zahn

VITA VM 13 EFFECT LINER
• Zur Steuerung der Fluoreszenz aus der Tiefe der Restauration

VITA VM 13 GINGIVA
• Zur Wiederherstellung der ursprünglichen Zahnfleischsituation

Farbe	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5						
Chroma Plus 12g	161210	161212	161213	161214	161216						
Farbe	COR1 neutral	COR2 beige	COR3 braun								
Korrekturmasse 12 g	161200	161202	161203								
Farbe	EC1 weißlich	EC2 sandbeige	EC3 hellgelb	EC4 zitronengelb	EC5 hellorange	EC6 orange	EC7 rosa	EC8 beige-braun	EC9 braun	EC10 grün-braun	EC11 grün-grau
Effect Chroma 12 g	161155	161156	161159	161160	161166	161167	161170	161171	161172	161176	161178
Farbe	EE1 weißlich	EE2 weißlich-transluzent	EE3 rosa-transluzent	EE4 gelblich	EE5 gelblich-transluzent	EE6 rötlich-transluzent	EE7 orange-transluzent	EE8 rot-transluzent	EE9 bläulich-transluzent	EE10 blau	EE11 grau
Effect Enamel 12 g	161138	161139	161140	161141	161143	161144	161145	161146	161147	161149	161154
Farbe	EL1 weiß	EL2 beige	EL3 braun	EL4 gelb	EL5 orange	EL6 grün-gelb					
Effect Liner 12 g	161230	161233	161235	161237	161240	161245					
Farbe	EO1 neutral	EO2 weißlich	EO3 bläulich	EO4 blau	EO5 dunkel violet						
Effect Opal 12 g	161197	161198	161199	218216	218217						
Farbe	EP1 pastell gelb	EP2 pastell orange	EP3 pastell rosé								
Effect Pearl 12 g	161179	161185	161186								
Farbe	G1 altrosa	G2 orange-rosa	G3 rosa	G4 braunrot	G5 s chwarzrot	GOL hellrosa	GOD dunkelrosa				
Gingiva 12 g	161204	161205	161207	161208	161209	161002	161004				
Farbe	MM1 beige	MM2 gelb-braun	MM3 zartes orange								
Mamelon 12 g	161188	161189	161190								
Farbe	M1 weiß	M4 gelb	M5 bernstein	M7 hellbeige	M8 pastellbraun	M9 hellorange					
Margin 12 g	161218	161221	161222	161224	161225	161229					

VITA VM 13 Flüssigkeiten, Vita

- **VITA VM 13 Opaque Fluid** zum Anmischen der Pulver-Opaque-Massen VM 13
- **VITA VM 13 Paste Fluid** zur Verwendung mit Paste Opaque VM 13



Flasche

VM 13 Opaque Fluid 50 ml	192418	8,45
VM 13 Opaque Fluid 250 ml	10951	33,15
VITA VM Paste Fluid, 15 ml	25176	12,95

VITA VM 15 System 3D-Master, Vita

VITA VM 15 wurde als spezielle niedrigschmelzende Keramik zur Verblendung von hochexpandierenden Legierungen im WAK-Bereich 16,0 - 17,3 x 10⁻⁶ K⁻¹ entwickelt.



Packung 12 g Base Dentine-, Transpadentine-, Opaque-, Enamelmassen	s. Tab.	20,30
--	---------	-------

Packung 5 g Paste Opaque	s. Tab.	48,75
------------------------------------	---------	-------

Packung 12 g Wash Opaque	191962	20,30
------------------------------------	--------	-------

Farbe	1M1	1M2	2L1,5	2L2,5	2M1	2M2	2M3	2R1,5	2R2,5	3L1,5	3L2,5	3M1	3M2
Base Dentine 12 g	193252	193253	192435	193254	193258	191754	193261	193263	15252	191755	192430	192973	192028
Transpadentine 12 g	16360	16363	192441	16367	16368	197962	191757	16369	16375	14251	192434	12609	193184
Opaque Farbe	OP1	OP1	OP2	OP2	OP2	OP2	OP2	OP2	OP2	OP3	OP3	OP3	OP3
Opaque 12 g	194989	194989	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	191961	191961	191961	191961
Paste Opaque	16471	16471	11145	11145	11145	11145	11145	11145	11145	11151	11151	11151	11151
Enamel Farbe	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL	ENL
Enamel 12 g	191763	191763	191763	191763	191763	191763	191763	191763	191763	191763	191763	191763	191763
Farbe	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3
Base Dentine 12 g	191960	195021	192921	193268	193270	192974	192411	193272	193274	193275	193276	193277	193278
Transpadentine 12 g	191947	14280	194146	191759	16376	16377	191760	16378	16379	196539	16381	16382	16396
Opaque Farbe	OP3	OP3	OP3	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP4	OP5	OP5	OP5
Opaque 12 g	191961	191961	191961	194132	194132	194132	194132	194132	194132	194132	195001	195001	195001
Paste Opaque	11151	11151	11151	16472	16472	16472	16472	16472	16472	16472	16473	16473	16473
Enamel Farbe	ENL	ENL	ENL	END	END	END	END	END	END	END	END	END	END
Enamel 12 g	191763	191763	191763	191764	191764	191764	191764	191764	191764	191764	191764	191764	191764

VITA LUMEX AC STANDARD KIT VITA classical A1-D4, Vita

VITA LUMEX® AC ist ein leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem mit innovativer Materialformel für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse. Zur Verblendung aller gängigen vollkeramischen Gerüstmaterialien (Zirkondioxid, Lithiumdisilikat- und Feldspatkeramik) sowie zur Herstellung gerüstfreier Rekonstruktionen (z. B. Veneers).



VITA LUMEX AC STANDARD KIT VITA classical A1-D4	275472	1.275,00
--	--------	----------

Lieferumfang:

- 16 x 12 g OPAQUE DENTINE A1 - D4
- 16 x 12 g DENTINE A1 - D4
- 5 x 12 g ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
- 2 x 12 g CORRECTIVE neutral, desert
- 1 x 50 ml MODELLING LIQUID
- 1 x 5 g VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
- 1 x 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
- 1 Pinsel Nr. 3/0 a & e
- 1 Pinsel Nr. 8 a & e
- 1 Brennuntersatz G (Packung mit 2 Untersätzen und 20 Stiften)

NEU

VITA LUMEX AC STARTER KIT VITA classical A1-D4, Vita
Für den Einstieg in das VITA LUMEX AC-System.

NEU



VITA LUMEX AC STARTER KIT VITA classical A1-D4

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

275476 863,00

Lieferumfang:

- 4 x 12 g OPAQUE DENTINE A1 - A3.5,
- 4 x 12 g DENTINE A1 - A3.5
- 4 x 12 g ENAMEL light, medium, clear, fog
- 2 x 12 g CORRECTIVE neutral, desert
- 1 x 12 g PEARL shell
- 3 x 12 g TRANSLUCENT
- 3 x 12 g FLUO INTENSE
- 2 x 12 g OPAL TRANSLUCENT
- 1 x 50 ml MODELLING LIQUID
- 1 x 5 g VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
- 1 x 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
- 1 Pinsel Nr. 3/0 a & e
- 1 Pinsel Nr. 8 a & e
- 1 Brennunersatz G (Packung mit 2 Untersätzen und 20 Stiften)

VITA LUMEX AC CUT-BACK KIT, Vita
Für Cut-back- und Mikro-Verblendung.

NEU



VITA LUMEX AC CUT-BACK KIT

275474 557,00

Lieferumfang:

- 5 x 12 g ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
- 11 x 12 g TRANSLUCENT
- 2 x 12 g CORRECTIVE neutral, desert
- 1 x 50 ml MODELLING LIQUID
- 1 x 5 g GLAZE LT POWDER
- 1 x 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITA LUMEX AC EXPERT KIT, Vita
Für die Individual-Verblendung.

NEU



VITA LUMEX AC EXPERT KIT

275474 557,00

Lieferumfang:

- 8 x 12 g TRANSLUCENT
- 3 x 12 g CHROMA INTENSE ivory, almond, hazelnut
- 5 x 12 g FLUO INTENSE
- 5 x 12 g DENTINE MODIFIER
- 3 x 12 g OPAL TRANSLUCENT
- 2 x 12 g MAMELON
- 1 x 12 g PEARL shell
- 1 x 50 ml MODELLING LIQUID
- 1 x 5 g VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
- 1 x 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITA LUMEX AC GINGIVA KIT, Vita
Für die Rekonstruktion von Gingivaanteilen.

NEU



VITA LUMEX AC GINGIVA KIT

275475 241,00

Lieferumfang:

- 1 x 12 g GINGIVA, pale-papilla
- 1 x 12 g GINGIVA, light-rose
- 4 x 12 g GINGIVA nectarine, grapefruit, rose-wood, purple
- 1 x 12 g GINGIVA, deep-red
- 1 x 12 g GINGIVA, dark-red
- 1 x 5 g VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
- 1 x 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

Keramik Vita

VITA LUMEX AC Keramikmassen VITA classical A1-D4, Vita

VITA LUMEX AC ist ein leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem mit innovativer Materialformel für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse. Zur Verblendung aller gängigen vollkeramischen Gerüstmaterialien (Zirkondioxid, LiSi-Glas- und Feldspatkeramik) sowie zur Herstellung gerüstfreier Rekonstruktionen (z. B. Veneers).

NEU



Packung 12 g

Opaque Dentine, Dentine, Gingiva, Enamel,

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **28,50**

Packung 12 g

Dentine Modifier, Chroma Intense, Fluo Intense, Margin, Mamelon, Translucent, Opal Translucent, Pearl, Corrective

s. Tab. **32,00**

Packung 50 g

Dentine, Opaque Dentine, Enamel

s. Tab. **96,90**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque Dentine 12 g	275398	275399	275400	275401	275402	275403	275404	275405	275406	275407	275408	275409	275410	275411	275412	275413
Opaque Dentine 50 g	281294	281295	281296	281297	281298	281299	281300	281301	281302	281303	281304	281305	281306	281307	281308	281309
Dentine 12 g	275414	275415	275416	275417	275418	275419	275420	275421	275422	275423	275424	275425	275426	275427	275428	275429
Dentine 50 g	281310	281311	281312	281313	281314	281315	281316	281317	281318	281319	281320	281321	281322	281323	281324	281325
Keine Zuordnungstabelle!																
Farbe	pale-papilla	light-rose	nectarine	grape-fruit	rose-wood	purple	deep-red	dark-red								
Gingiva 12 g	275430	275431	275432	275433	275434	275435	275436	275437								
Farbe	clear	light	medium	intense												
Enamel 12 g	275438	275439	275440	275441												
Enamel 50 g	281326	281327	281328	281329												
Farbe	cloudy-white	caramel	honey	copper												
Dentine Modifier 12 g	275443	275444	275445	275446												
Farbe	brown	ivory	almond	hazelnut												
Chroma Intense 12g	275447	275448	275449	275450												
Farbe	arctic-white	cream	cappuccino	sand	sesame											
Fluo Intense 12 g	275451	275452	275453	275454	275455											
Farbe	corn-yellow															
Margin 12 g	282639															
Farbe	saffron	honey-melon														
Mamelon 12 g	275456	275457														
Farbe	smokey-white	light-blonde	misty-rose	sunlight	sun-intense	water-drop	deep-blue	foggy-grey	opal-neutral	opal-sky	opal-azure					
Translucent 12 g	275458	275459	275460	275461	275462	275463	275464	275465	275466	275467	275468					
Farbe	shell															
Pearl 12 g	275469															
Farbe	neutral	desert														
Corrective 12 g	275470	275471														

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VITA LUMEX AC Keramikmassen VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita

VITA LUMEX AC ist ein leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem mit innovativer Materialformel für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse. Zur Verblendung aller gängigen vollkeramischen Gerüstmaterialien (Zirkondioxid, LiSi-Glas- und Feldspatkeramik) sowie zur Herstellung gerüstfreier Rekonstruktionen (z. B. Veneers).

NEU



Packung 12 g

Opaque Dentine, Dentine

s. Tab. **28,50**

Packung 50 g

Opaque Dentine, Dentine

s. Tab. **96,90**

Farbe	OM1	OM2	OM3	1M1	1M2	2L1,5	2L2,5	2M1	2M2	2M3	2R1,5	2R2,5	3L1,5	3L2,5	3M1
Opaque Dentine 12 g	281331	281332	281333	281334	281335	281336	281337	281338	281339	281340	281341	281342	281343	281344	281345
Opaque Dentine 50 g	281360	281361	281362	281363	281364	281365	281366	281367	281368	281369	281370	281371	281372	281373	281374
Dentine 12 g	281389	281390	281391	281392	281393	281394	281395	281396	281397	281398	281399	281400	281401	281402	281403
Dentine 50 g	281418	281419	281420	281421	281422	281423	281424	281425	281426	281427	281428	281429	281430	281431	281432
Farbe	3M2	3M3	3R1,5	3R2,5	4L1,5	4L2,5	4M1	4M2	4M3	4R1,5	4R2,5	5M1	5M2	5M3	
Opaque Dentine 12 g	281346	281347	281348	281349	281350	281351	281352	281353	281354	281355	281356	281357	281358	281359	
Opaque Dentine 50 g	281375	281376	281377	281378	281379	281380	281381	281382	281383	281384	281385	281386	281387	281388	
Dentine 12 g	281404	281405	281406	281407	281408	281409	281410	281411	281412	281413	281414	281415	281416	281417	
Dentine 50 g	281433	281434	281435	281436	281437	281438	281439	281440	281441	281442	281443	281444	281445	281446	
Farbe	pale-papilla	light-rose	nectarine	grapefruit	rosewood	purple	deep-red	dark-red							
Gingiva 12 g	275430	275431	275432	275433	275434	275435	275436	275437							
Farbe	clear	light	medium	intense											
Enamel 12 g	275438	275439	275440	275441											
Enamel 50 g	281326	281327	281328	281329											
Farbe	cloudy-white	caramel	honey	copper											
Dentine Modifier 12 g	275443	275444	275445	275446											
Farbe	brown	ivory	almond	hazelnut											
Chroma Intense 12g	275447	275448	275449	275450											
Farbe	arctic-white	cream	cappuccino	sand	sesame										
Fluo Intense 12 g	275451	275452	275453	275454	275455										
Farbe	saffron	honey-melon													
Mamelon 12 g	275456	275457													
Farbe	smokey-white	light-blonde	misty-rose	sunlight	sun-intense	waterdrop	deep-blue	foggy-grey	opal-neutral	opal-sky	opal-azure				
Translucent 12 g	275458	275459	275460	275461	275462	275463	275464	275465	275466	275467	275468				
Farbe	shell														
Pearl 12 g	275469														
Farbe	neutral	desert													
Corrective 12 g	275470	275471													

VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID, Vita

Zum Anmischen der VITA LUMEX AC Keramikmassen.

NEU



Flasche

Modelling Liquid, 50ml

275477 **15,00**

Modelling Liquid, 250ml

275478 **42,00**

VITA AMBRIA Starterkit A1 - D4, Vita VITA AMBRIA® Press solutions ist ein höchästhetisches Presskeramiksystem für naturnah-lebendige Ergebnisse. Neben sehr guter Farbtreue und exzellenter Lichtdynamik zeichnet sich die Presskeramik auch durch eine effiziente Verarbeitung aus.

NEU



VITA AMBRIA Starterkit A1-D4

Lieferumfang:

- 1x5 Stück A2-T S
- 1x5 Stück A3-T S
- 4x100 g VITA AMBRIA® INVEST P
- 1x100 ml VITA AMBRIA® INVEST F
- 4 VITA AMBRIA® PLUNGER, Einweg-Pressstempel Ø 13 mm, Stück
- 2x12 g VITA LUMEX AC ENAMEL light, fog
- 1x50 ml VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
- 1x5 g VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
- 1x20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
- 1 Wabenbrennuntersatz W für Kronen und Brücken
- 1x2 Platinpins (1 Front- und 1 Seitenzahn-Pin)
- 1 Wattebrennguträger, 2 Stück
- 1x60 ml Messbecher
- 1x12 ml VITA Firing Paste Normalpackung

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
283608	387,00

VITA AMBRIA A1 - D4, Vita

Zirkondioxidverstärktes Lithiumdisilikat-Presskeramiksystem für höchästhetische und beständige Ergebnisse bei gleichzeitig effizienter Verarbeitung. Das Presskeramiksystem umfasst Presskeramikrohlinge in zwei Transluzenzstufen (T/HT) und zwei Größen (S, L).

- Brillantes, facettenreiches Farb- und Lichtspiel nachbilden dank Werkstoff mit naturnaher Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz
- Zahnfarben verlässlich reproduzieren dank Pressrohlingen mit sehr guter Farbtreue sowie ideal abgestimmten Systemkomponenten
- Hochbeständige Versorgungen herstellen dank zirkondioxidverstärkter Lithiumdisilikatkeramik mit sehr hoher Festigkeit (> 500 MPa)



Packung 5 Stück

VITA AMBRIA T / S A1 - D2	s. Tab.	89,50
VITA AMBRIA HT / S A1 - D2	s. Tab.	89,50

Packung 3 Stück

VITA AMBRIA T / L A1 - D2	s. Tab.	107,50
VITA AMBRIA HT / L A1 - D2	s. Tab.	107,50

Keramik

∞

Zur Herstellung von grazilen Rekonstruktionen wie Veneers, Inlays/Onlays sowie höchästhetischen Voll-/Teilkronen und dreigliedrigen Brücken bis zum 2. Prämolaren.

NEU

Farbe	A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2
Ambria T, Größe S, 5 Stück	283610	283611	283612	283613	283614	283615	283616
Ambria HT, Größe S, 5 Stück	280454	283624	283625	283626	283627	283628	283629
Ambria T, Größe L, 3 Stück	283617	283618	283619	283620	283621	283622	283623
Ambria HT, Größe L, 3 Stück	283630	283631	283632	283633	283634	283635	283636



Alle Materialien zu CAD/CAM Systemen finden Sie in unserem Labor-Katalog im Kapitel 7

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VITA AMBRIA VITA SYSTEM 3D-MASTER, Vita

Zirkondioxidverstärktes Lithiumdisilikat-Presskeramiksystem für hochästhetische und beständige Ergebnisse bei gleichzeitig effizienter Verarbeitung. Das Presskeramiksystem umfasst Presskeramikrohlinge in zwei Transluzenzstufen (T/HT) und zwei Größen (S, L).

Zur Herstellung von grazilen Rekonstruktionen wie Veneers, Inlays/Onlays sowie hochästhetischen Voll-/Teilkronen und dreigliedrigen Brücken bis zum 2. Prämolaren.



Packung 5 Stück

VITA AMBRIA 0M1-T, Größe S	283637	89,50
VITA AMBRIA 0M3-T, Größe S	283638	89,50
VITA AMBRIA 0M1-HT, Größe S	283641	89,50
VITA AMBRIA 0M3-HT, Größe S	283642	89,50

Packung 3 Stück

VITA AMBRIA 0M1-T, Größe L	283639	107,60
VITA AMBRIA 0M3-T, Größe L	283640	107,60
VITA AMBRIA 0M1-HT, Größe L	283643	107,60
VITA AMBRIA 0M3-HT, Größe L	283644	107,60

NEU

VITA AKZENT Plus Massen, Vita

Mit den neuen VITA AKZENT Plus Malfarben profitieren Anwender von einem durchgängigen und in sich geschlossenen System, das die Materialwahl spürbar erleichtert.

- Akzent Plus Paste Massen
- Akzent Plus Powder Massen
- Akzent Plus Spray Massen



Packung 4 g

Paste Body Stains BS01-BS05	s. Tab.	17,15
-----------------------------	---------	-------

Packung 3 g

Powder Body Stains BS01-BS05	s. Tab.	13,65
------------------------------	---------	-------

Dose 75 ml

Body Spray BS01-BS05	s. Tab.	82,00
----------------------	---------	-------

Farbe	BS01	BS02	BS03	BS04	BS05
Paste	234358	234359	234360	234361	234362
Powder	232725	232730	232731	232732	232733
Spray	233616	235854	233470	235370	235371

VITA AKZENT Plus Chroma Stains, Vita

Ergänzungsfarben im VITA AKZENT Plus Portfolio.



Packung 3 g

Chroma Stains Powder	s. Tab.	13,65
----------------------	---------	-------

Packung 4 g

Chroma Stains Paste	s. Tab.	17,15
---------------------	---------	-------

Farbe	A	B	C	D	IO	L	R	M2	M3
Powder	261019	261020	261021	261022	263687	263685	263686	268683	263684
Paste	263675	263678	263679	263680	263692	263690	263691	263688	263689

VITA AKZENT Plus Effect Stains, Vita

VITA AKZENT Plus Effect Stains.

- Markierende, sehr gut deckende Malfarben
- Für natürliche Oberflächeneffekte
- Zur Kolorierung während des Schichtens



Packung

Effect Stains Paste 4 g	s. Tab.	17,15
-------------------------	---------	-------

Effect Stains Powder 3 g	s. Tab.	13,65
--------------------------	---------	-------

Farbe	ES01	ES02	ES03	ES04	ES05	ES06	ES07	ES08	ES09	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14
Paste	235633	234211	236073	235634	235636	234907	234449	236075	236076	236077	236079	235841	235869	236080
Powder	233030	234400	236081	236082	233288	236084	235326	236085	233031	236086	233032	234208	236087	236088

VITA AKZENT Plus Glasurmassen / Liquids, Vita

VITA AKZENT Plus Glaze

- Für homogene, glänzende Oberflächen

VITA AKZENT Plus Fluoglaze LT

- WAK-unabhängiges, hoch fluoreszierendes Glasur-Spray

VITA AKZENT Plus Glaze LT

- Niedrigschmelzende Glasurmasse für Keramiken mit einer Brenntemperatur unter 800°C

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Für seidenmatte Oberflächen

VITA AKZENT Plus Paste Fluid

- Sorgt für eine optimale Konsistenz, falls die Pasten an- bzw. ausgetrocknet sind

VITA AKZENT Plus Powder Fluid

- Zum Anmischen der Akzent Plus Powder Massen



Packung

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Glaze Paste 4 g	232734	17,25
Glaze Paste LT 4 g	235907	17,40
Glaze Powder 5 g	233033	16,25
Glaze Powder LT 5 g	233941	16,25
Glaze, Pulver, Packung 30 g	237270	96,75
Finishing Agent, Paste 4 g	234364	17,15
Finishing Agent Powder 5 g	234032	19,95

Dose 75 ml

Glaze Spray	233615	64,40
Fluoglaze LT Spray	270202	73,45
Akzent Plus Glaze LT, Spray	237049	64,40

Flasche

Paste Fluid 15 ml	234365	12,55
Powder Fluid 20 ml	233037	9,95

Wabenbrenngutträger, ORBIS Dental
Wabenbrenngutträger ist ein keramischer Brenngutträger zur optimalen Positionierung der Haltestifte.

- **Hitzebeständig bis 1.400 °C**

TOP



Neue Haltestifte können durch Oxidation Verfärbungen an der Keramik bewirken. Sie sollten daher bei 1-2 Bränden ohne Berührung mit dem Werkstück mitgebrannt werden.



Set 102
75 x 75 mm, mit Brenngutträger, 6 Haltestiften, 2 x Brenngutwatte

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

187471 49,95


Packung 10 Stück
Brenngutträger-Haltestifte

188097 35,45

Wabenbrenngutträger mit Keramikstiften, rund, ORBIS Dental
Wabenbrenngutträger Set inkl. 20 Keramikstiften

Der runde Wabenbrenngutträger hat einen Durchmesser von 8 cm.

Keramikstifte Packung 10 Stück
Keramikstifte passend zum Wabenbrenngutträger



Set
2 Wabenbrenngutträger Ø 8 cm und 20 Keramikstifte

266829 27,25

Packung 10 Stück
Keramikstifte für Wabenbrenngutträger

266830 16,75

TOP

Brenngutträgerpinzette, ORBIS Dental
Brenngutträgerpinzette, Länge 30 cm, für sicheres Arbeiten.

- angenehmes Arbeiten durch Pinzettenlänge
- liegt gut in der Hand
- für sicheres Tragen des Wabenträgers




Stück
Länge: 30 cm

266833 17,75

TOP

Mesh-Tray, Renfert
Mesh-Tray ist ein wabenförmiger, leichter Brenngutträger zur individuellen Positionierung von Kronen und Brücken im Keramikofen.



Set Mesh-Tray
2 Grundplatten, 6 geformte und 4 ungeformte Haltestifte

73209 48,00

Set Mesh-Tray K
2 Grundplatten und 10 Keramik-Haltestifte (o. Abb.)

73248 89,50

Packung 10 Stück
Keramik-Haltestifte Mesh-Tray K

51912 58,50

Brennuntersatz G, Vita
Brennuntersatz G für Brennträger, zur Verwendung von Brücken.

- Mit 52 Löchern für Einsteckstifte
- Maße: 56 x 45 x 5-6 mm



Packung
mit 2 Untersätzen und 20 Stiften

219899 34,55

Zubehör Keramik

IPS Object Fix, Ivoclar Vivadent technical

IPS Object Fix sind Brennhilfspasten unterschiedlicher Viskosität zur Unterstützung von Vollkeramik-Restaurationen während des Brenn- und Kristallisationsvorgangs. Die Pasten dienen zur Stabilisierung und Fixierung der Restauration auf den Siliziumnitrid Stützstiften oder direkt auf dem Brenngutträger. Die Pasten lassen sich einfach applizieren und nach dem Brennvorgang leicht entfernen.



Packung

IPS Object Fix flow 10 ml
IPS Object Fix putty 10 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

191671 20,10
191672 20,10

IPS Keramik Ätzgel, Ivoclar Vivadent technical

IPS Keramik Ätzgel zum Ätzen der Keramikinnenflächen. Erhöht den Verbund zwischen Keramik und Compositezement und die Festigkeit der Kronen. Niedrig konzentrierte Flußsäure zum Ätzen basaler Flächen vollkeramischer Restaurationen vor der Eingliederung.



Sortiment

1 x 5 ml Ätzgel, 1 x 30 g Neutralisationspulver, 1 Dosierlöffel

81691 62,50

Flasche 5ml

IPS Keramik Ätzgel

81705 32,70

Packung 30 g

IPS Keramik Neutralisationspulver

81703 32,70

Carat Biopaque Streukristalle, Hager & Werken

Carat Biopaque Streukristalle in 3 Farbabstufungen zur Erstellung der notwendigen Oberflächenrauigkeit. Streukristalle werden in den Opakerauftrag eingestreut.



Packung 10 g

Streukristalle hell
Streukristalle dunkel
Streukristalle transparent

62709 27,95
62710 27,95
62711 27,95

Stück

Auffangbehälter hell
Auffangbehälter dunkel
Auffangbehälter transparent

62721 16,35
62722 16,35
62723 16,35

Carat Flüssigkeiten, Hager & Werken

Carat Flüssigkeiten
Malfarben/ und Modellierflüssigkeiten zur Verwendung mit Carat Keramikmassen.



Flasche

Keramik-Isolierung 10 ml
Keramik-Isolierung 50 ml
Malfarbenflüssigkeit O 15 ml
Modellierflüssigkeit U/NF 100 ml

85726 15,20
85797 51,20
85493 11,00
36291 11,00

Keramik-Anmischplatte, Renfert
Anmischplatte für Keramikmassen und Malfarben aus Porzellan.
• Maße ca. 15,5 x 9,5 cm



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
71985	47,50

Melody Anmischplatte, Renfert
Anmischplatte für Keramik-Malfarben, mit 16 keilförmigen Mulden für Malfarben. Vier zusätzliche Mulden für individuelles Mischen der Farben. Ein transparenter Kunststoffdeckel verhindert Austrocknen und Verschmutzen.



Stück

65243	60,50
-------	-------

Rainbow Anmischplatte, Renfert
Glasiertes Plattenmaterial mit perforiertem Muldenboden verhindert das Austrocknen der Keramik im Arbeitsprozess.
• Durch Kapillarwirkung in je 2 Bohrungen (Röhrchen) wird die Keramik bewässert
• Sehr glatte Plattenoberfläche erhöht die Lebensdauer des Keramikpinsels
• Dauerhafte Nutzung der Keramik dank luftdichtem Deckel



Stück

62735	70,00
-------	-------

Stain-Mix Anmischplatte, Renfert
Malfarben-Anmischplatte für Keramik und Kunststoffmalfarben. 30 kleine Mulden für Malfarben. 1 große Mulde für Glasurmasse. Mit schwarzem Deckel für lichthärtende Malfarben geeignet.



Stück
mit schwarzem Deckel

72009	50,50
-------	-------

layart crystal aqua Anmischplatte, Renfert
layart crystal aqua Anmischplatte
Partiell selbstbefeuchtende Glas-Anmischplatte mit zwei Befeuchtungsstreifen.
• Schonend für den Pinsel und absolut abrasionsfrei dank Floatglas
• Homogene Befeuchtung und Konsistenz der Keramik durch formstabile, langlebige Befeuchtungsstreifen
• Keine Entstehung von Mikrobläschen oder Porosität durch optimalen Feuchtigkeitstransport



Stück
layart crystal aqua XL
layart crystal aqua S

232121	161,50
235184	117,50

Zubehör Keramik

Cerec Speedpaste, Sirona

Cerec Speedpaste Keramikbrennpaste zur Restaurationsfixierung auf dem Brennträger zum Glasurbrand. Die Paste lässt sich nach dem Brand sehr leicht entfernen. Kein Sandstrahlen, Auskratzen oder Abdampfen der Restauration nach dem Brennvorgang notwendig.



Spritze 12 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
252854	19,00

Vita Ceramics Etch, Vita

Vita Ceramics Etch Flusssäure-Gel zum Ätzen von Restaurationen aus Feldspat, Hybrid und Glaskeramik.



Spritze 3 ml
Ceramics Etch

73450 **42,45**

Flasche 6 ml
Ceramics Etch

61317 **43,70**

Adiva IA-CEM Ultra opaque, Vita

Adiva IA-CEM Ultra opaque ist ein ultraopakes, stark maskierendes, dualhärtendes Befestigungskomposit für die Implantatprothetik. Zur definitiven, adhäsiven Befestigung von (Abutment-) Kronen und Mesostrukturen auf Titanklebebasen und individuellen Titan- sowie Zirkondioxidabutments. Für den intra- und extraoralen Einsatz geeignet. Universell und zuverlässig für Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik, Zirkondioxid und Komposit einsetzbar.



Spritze, 5 ml
Adiva IA-CEM ULtra opaque

271853 **146,50**

9

Bohrerstände / Diamantscheiben	304	Schleifpapier	310
Gummipolierer	311	Schleifsteine	308-309
Hager + Meisinger	264-280	Schwabbeln	321
Horico Instrumente	281-303	Strahlmittel	326
Polierbürsten	317-320	Trennscheiben	305-307
Polierer montiert / unmontiert	312-316		
Polierpasten	322-325		



Schaftarten und Gesamtlängen

REF	Ø Schaft	Bezeichnung	REF	Ø Schaft	Bezeichnung	REF	Ø Schaft	Bezeichnung
104	2,35 mm	Handstück H 44,5 mm 1.75 inch	204	2,35 mm	Winkelstück W 22 mm 0.87 inch	314	1,60 mm	FG 19 mm 0.75 inch

Die Gesamtlängen der Instrumente können je nach Konstruktionstyp kürzer oder länger ausfallen.

Hartmetallinstrumente

MEISINGER Hartmetallinstrumente überzeugen durch ihre besonders stabile und funktionsgerechte Konstruktion, ihre präzise, schnittfreundige Verzahnung, herausragende Leistungen bei langer Lebensdauer und die optimale Rundlaufgenauigkeit. Sie werden aus hochverdichtetem Feinkorn-Hartmetall gefertigt und zeichnen sich durch ihre anwendungsgerechte Dimensionierung aus. Alle aufgeführten Hartmetallinstrumente sind Handstücke (Schaft 104).

Hartmetallbohrer

Farbkodierung	REF*	Ausführung	Anwendungsbereich
	ohne Ring 001/006	Bohrer standard	Für alle zahnärztlichen und zahntechnischen Zwecke
	ohne Ring 007/008	Bohrer standard mit Querhieb	Für alle zahnärztlichen und zahntechnischen Zwecke

Farbkodierung	REF*	Ausführung	Anwendungsbereich
	blauer Ring 175	Bohrer standard	Hartmetallbohrer für das Labor

* Ausführung REF-No. 500 204 001 003 012 (10.-12. Stelle der REF-No. z.B. Diamantkörnung mittel, Verzahnung grob, etc.)
 ** Bestandteil der Figurnummer (Fig.) zur Identifikation der Ausführung/Körnung

Stahlinstrumente

MEISINGER Stahlinstrumente werden in einem Stück aus ausgewähltem Wolfram-Vanadium- oder rostfreiem Stahl gefertigt. Sie überzeugen vor allem durch ihre stabile Konstruktion, die präzise, schnittfreundige Verzahnung und ihre optimale Rundlaufgenauigkeit. Die Instrumente bieten hohe Elastizität bei gleichzeitig optimaler Materialhärte. HSS-Stahlinstrumente werden aus Hochleistungsschnellstahl hergestellt und bieten daher zusätzlich optimale Wärmefestigkeit sowie eine deutlich erhöhte Lebensdauer. Alle aufgeführten Schleifinstrumente sind Handstücke (Schaft 104).

Keramische Schleifer

MEISINGER Keramische Schleifer zeichnen sich besonders durch gleichmäßige Härte und Körnung aus sowie durch den hochfesten, rostfreien und maßgenauen Schaft. Diese Eigenschaften garantieren einen präzisen und zentrischen Lauf. Alle aufgeführten Schleifinstrumente sind Handstücke (Schaft 104).

Farbkodierung	REF*	Körnung	Material	Anwendungsbereich
	grün 512	fein	Siliziumkarbid	Ausarbeiten von Aufbrennkeramik und Porzellan
	grün 523	mittel	Siliziumkarbid	Bearbeiten von Porzellan, Kunststoff und Edelmetall
	weiß 524	mittel	Edelkorund	Ausarbeiten von Modellguß und Metallen aller Art
	rosa 523	mittel	Edelkorund	Ausarbeiten von Modellguß und Metallen aller Art

Farbkodierung	REF*	Körnung	Material	Anwendungsbereich
	braun 522	mittel	Edelkorund	Ausarbeiten von Modellguß und Metallen aller Art
	hellbraun 521	fein	Edelkorund	Ausarbeiten von Modellguß und Metallen aller Art
	blau 523	mittel	reines Aluminium-Oxid	Ausarbeiten von Metallgerüsten für Aufbrennkeramik

Elastische Polierer

MEISINGER Elastische Polierer garantieren ein geruchloses, makelloses und erschütterungsfreies Arbeiten – vom anspruchsvollen Feinstschliff bis zur Hochglanzpolitur – bei geringster Wärmeentwicklung auf allen zu bearbeitenden Materialien. Ihr Einsatz garantiert die Erzielung optimaler Oberflächengüten auf natürlichen und künstlichen Zähnen, Füllungsmaterialien, Kunststoffen, Keramik, Edelmetallen, Modellguss, Titan, Kompositen etc.

Diamantinstrumente

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus dem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert. Alle aufgeführten Diamantinstrumente sind Handstücke (Schaft 104).

Farbkodierung	REF*	Körnung	Korngröße	Anwendungsbereich	Farbkodierung	REF*	Körnung	Korngröße	Anwendungsbereich
	schwarzer Ring 544	super grob = H**	151–213 µm	Grobes Vorschleifen		roter Ring 514	fein = F**	27–76 µm	Glätten
	grüner Ring 534	grob = G**	107–181 µm	Vorschleifen		gelber Ring 504	extra fein = C**	10–36 µm	Vorfinieren von Kompositen
	blauer Ring 524	mittel	64–126 µm	Universelles Schleifen		weißer Ring 494	ultra fein = U**	4–14 µm	Endfinieren von Kompositen und optimales Glätten

* Ausführung REF-No. 500 204 001 003 012 (10.-12. Stelle der REF-No. z.B. Diamantkörnung mittel, Verzahnung grob, etc.)

** Bestandteil der Figurnummer (Fig.) zur Identifikation der Ausführung/Körnung

Sortimente

MEISINGER Sets und Sortimente wurden von Praktikern und führenden Wissenschaftlern für die verschiedensten Anwendungsbereiche in Praxis und Labor konzipiert und erprobt. Die teilweise aufwändige Zusammenstellung von Instrumentensets entfällt für den Anwender damit völlig. Die meisten Sortimente werden im anwenderfreundlichen und sterilisierbaren Bohrerständer geliefert.

Preisgruppe	Inhalt/Packung	Preis/Packung	Preisgruppe	Inhalt/Packung	Preis/Packung
I	5 Stück	15,70 EUR	IV	2 Stück	24,10 EUR
II	5 Stück	30,40 EUR	V	2 Stück	30,40 EUR
III	5 Stück	44,50 EUR	Alle Diamantinstrumente sind Handstücke (Schaft 104)		



801
rund



Fig.	REF-No.	009	010	012	014	016	018	021	023	027	033
801G	001 534		192613		153140	24575*	192614		10023		119202
801	001 524	79395	22994	23682	24949	89950*	89951	89952	79406	89953	142648
801C	001 504								136570		
Preisgruppe		I	I	I	I	*/ **II	I	I	II	II	III



801L
rund, verlängerter Hals



Fig.	REF-No.	008	010
801 L	697 524	153156	153160
Preisgruppe		II	II



807
umgekehrter Kegel,
lang



Fig.	REF-No.	018	021	025
807	225 524	192649	153166	22204
Preisgruppe		I	II	II



805
umgekehrter Kegel



Fig.	REF-No.	010	012	014	016	018	021	025	027
805	012 524	21915	79418	21914	22400	79426	20308	86516	27032
Preisgruppe		I	I	I	I	I	I	II	II



813
umgekehrter Kegel



Fig.	REF-No.	060
813	014 524	79430
Preisgruppe		V



825
Linse



Fig.	REF-No.	023	050	065
825	304 524	79451	79454	79456
Preisgruppe		II	IV	IV



830
Knospe, spitz



Fig.	REF-No.	023
830	257 524	79462
830F	257 514	19609
Preisgruppe		II



835
Zylinder, kurz




Fig.	REF-No.	010	012	014	035
835	108 524	141582	153177	153192	153207
Preisgruppe		I	I	I	IV

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de



837
Zylinder



Fig.	REF-No.	012	014	016	018	023	027
837	110 524	79465	29833	79470	153054	79471	79472
Preisgruppe		II	II	II	II	II	II



837L
Zylinder, lang




Fig.	REF-No.	014	016
837L	111 524	59081	142380
Preisgruppe		II	II



838L
Zylinder, rund



Fig.	REF-No.	016	023	027
838L	140 524	79476	79515	156128
Preisgruppe		II	II	III



845
Konus, kurz



Fig.	REF-No.	010	012	016
845	168 524	76487	23681	26055
Preisgruppe		I	I	I



847
Konus




Fig.	REF-No.	014	016	018	023
847	172 524	78605	25616	156942	20309
Preisgruppe		II	II	II	II



848
Konus, lang



Fig.	REF-No.	014	016	018	021	023
848	172 524	153056	79535	79536	23568	23893
Preisgruppe		II	II	II	II	II



850
Konus, rund




Fig.	REF-No.	010	012	016	018	023	025
850	198 524	141766	153057	151766	20448	20760	153550
850F	198 514						19617
Preisgruppe		II	II	II	II	II	III



852
Konus, lang, rund




Fig.	REF-No.	012	014	016	018	023
852	199 524	153082	153092	42612	20310	79544
Preisgruppe		II	II	II	II	II



858
Konus, spitz



Fig.	REF-No.	014
858	165 524	20646
Preisgruppe		II



859
Konus, lang, spitz




Fig.	REF-No.	010	014	018
859	166 524	142825	153097	20759
859F	166 514			79551
Preisgruppe		II	II	II



862
Flamme



Fig.	REF-No.	010	012	014	016	018
862	249 524	153099	118829	22995	22327	25290
862F	249 514				89639	
Preisgruppe		II	II	II	II	II

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

863
Flamme, lang

Fig.	REF-No.	012	016	018	025
863	250 524	23559	79564	153045	21918
Preisgruppe		II	II	II	II

868
Torpedo

Fig.	REF-No.	012	014
868	289 524	23557	20401
Preisgruppe		II	II

869
Torpedo, lang

Fig.	REF-No.	014
869	290 524	22324
Preisgruppe		II

909
Rad

Fig.	REF-No.	035	060
909	068 524	142915	79595
Preisgruppe		III	IV

365D

Fig.	REF-No.	300 / 0,3 mm	450 / 0,35 mm
365D	333 514	233583	244710
€/Stck.		43,80	52,52

910D

Fig.	REF-No.	190 / 0,5 mm	220 / 0,5 mm
910D	321 524	26081	127822
€/Stck.		17,45	17,45

911D

Fig.	REF-No.	220 / 0,5 mm
911D	332 524	65723
€/Stck.		17,45

918D

Fig.	REF-No.	220 / 0,5 mm
918D	335 524	69589
€/Stck.		22,12

915DF
915DC
super flexibel

Fig.	REF-No.	190 / 0,2 mm	220 / 0,2 mm
915DF	356 514	20678	36125
	REF-No.	190 / 0,15 mm	220 / 0,15 mm
915DC	356 504	20679	73463
€/Stck.		17,45	17,45




Fig.	REF-No.	190 / 0,15 mm	220 / 0,15 mm
921DC	358 504	112111	20681
€/Stck.		19,84	19,84




Fig.	REF-No.	180 / 0,2 mm	200 / 0,2 mm	220 / 0,2 mm
940F	377 514	20684	22737	24673
€/Stck.		19,84	19,84	19,84




Fig.	REF-No.	080 / 0,15 mm	100 / 0,15 mm
943DC	361 504	10694	63854
€/Stck.		22,12	22,12




Fig.	REF-No.	190 / 0,2 mm	220 / 0,2 mm
947DF	389 514	22041	25068
€/Stck.		22,12	22,12



Fig.	REF-No.	220 / 0,2 mm
935SC	358 504	32409
€/Stck.		79,70

Duroflex - hochflexibel; speziell zum Separieren in Porzellan und Keramik geeignet, ohne Verfärbungen zu verursachen



Fig.	REF-No.	200 / 0,2 mm
936SC	359 504	140749
€/Stck.		85,33

Duroflex - geschlitzt - hochflexibel; speziell zum Separieren in Porzellan und Keramik geeignet, ohne Verfärbungen zu verursachen



Fig.	REF-No.	200 / 0,2 mm
937SC	361 504	153003
€/Stck.		85,33

Duroflex - geschlitzt - hochflexibel; speziell zum Separieren in Porzellan und Keramik geeignet, ohne Verfärbungen zu verursachen





Fig.	085	095	115
881PS	40273	40278	40279
€/Stck.	34,48	39,80	44,78

Vorteile:

- Zum Ausarbeiten weichbleibender Unterfütterungsmaterialien
- Diamantierung mit stärkerer und scharfkantiger Körnung
- Neue Struktur verhindert das Zusetzen der Schleiffläche
- Reduziert Wärmeentwicklung






Bohrer, rund



Figur	HM 1												
REF-Größe	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	53883	53884	53885	53886	53887	53888	53889	53890	53891	53892	53893	53894	20940
€/Pack à 5 Stck.	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	39,55




Fissurenbohrer, zylindrisch, flach, ohne Querhieb



Figur	HM 21					
REF-Größe	008	010	012	014	016	018
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	53929	53931	53932	53933	53934	53935
€/Pack à 5 Stck.	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49



Fissurenbohrer, konisch, rund, ohne Querhieb



Figur	HM 23R	HM 23R
REF-Größe	008	012
Packung/Stück	5	5
Art.-Nr. Handstück	53952	23969
€/Pack à 5 Stck.	23,29	23,29



Fissurenbohrer, konisch, rund, spitz, ohne Querhieb



Figur	HM 23SR	HM 23SR	HM 23SR
REF-Größe	007	009	010
Packung/Stück	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	32068	33513	53954
€/Pack à 5 Stck.	26,57	26,57	26,57



Fissurenbohrer, konisch, rund, mit Querhieb, roter Ring



Figur	HM 23SRF
REF-Größe	010
Packung/Stück	5
Art.-Nr. Handstück	22445
€/Pack à 5 Stck.	35,24



Fissurenbohrer, konisch, rund, kreuzverzahnt



Figur	HM 23SRX
REF-Größe	010
Packung/Stück	5
Art.-Nr. Handstück	30718
€/Pack à 5 Stck.	35,24



Spezialinstrument, für Innenteleskope und Oberflächengestaltung



Figur	HM280
REF-Größe	012
Packung/Stück	5
Art.-Nr. Handstück	30990
€/Pack à 5 Stck.	31,45



Fissurenbohrer, zylindrisch, flach, mit Querhieb



Figur	HM 31							
REF-Größe	008	010	012	014	016	018	021	023
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	53956	53957	53958	53959	53960	53961	53962	53963
€/Pack à 5 Stck.	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49



Kugelfräser, Spezialausführung für das Labor, blauer Ring, für Metallbearbeitung



Figur	HM 71										
REF-Größe	004	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	89914	31306	31307	31308	34526	32569	31765	34527	30927	34528	30928
€/Pack à 5 Stck.	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

Hager + Meisinger



MEISINGER Elastische Polierer

Elastische Polierer für Gold, Amalgam und Metalle, Vorpolitur, braun



Figur	9501P	9502P	9503P	9507P	9508P	9509P	9511P	9513P	9514P
REF-Größe	055	043	033	050	145	145	220	220	070
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	10	10	10
Art.-Nr. 104/unmontiert	207789	20779	20781	79758	77007	20785	100375	20787	20788
€/Packung	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	7,59	7,59	7,59

Elastische Polierer für Gold, Amalgam und Metalle, grün




Figur	9501H	9502H	9503H	9507H	9508H	9509H	9511H	9513H	9514H
REF-Größe	055	043	033	050	145	145	220	220	070
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	10	10	10
Art.-Nr. 104/unmontiert	20789	79844	20791	79845	77033	20797	20798	28777	20800
€/Packung	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	7,59	7,59	7,59

Universalpolierer für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, weiß




Figur	9501U	9502U	9508U	9507U	9509U	9511U	9513U	9515U
REF-Größe	055	045	110	050	110	220	220	060
Packung/Stück	5	5	5	5	5	10	10	10
Art.-Nr. 104/unmontiert	20801	20802	152187	139567	20807	80043	87727	80058
€/Packung	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	6,57	6,57	6,57

Keramikpolierer, Porzellan-Polierer, zum Abtragen und Glätten von Keramik, weiß



Figur	9617V	9613V	9619V
REF-Größe	220	220	060
Packung/Stück	10	10	10
Art.-Nr. unmontiert	20833	20834	152195
€/Packung	6,57	6,57	6,57

Keramikpolierer, Porzellan-Polierer, für seidigen Glanz auf Keramik, rosa



Figur	9617P	9613P	9619P
REF-Größe	220	220	060
Packung/Stück	10	10	10
Art.-Nr. unmontiert	20836	20837	152197
E€/Packung	6,57	6,57	6,57

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Prothesenkunststoffpolierer,
Technik-Vorpolierer, grün,
grob



Figur	9569V	9572V	9573V	9579V
REF-Größe	055	150	100	100
Packung/Stück	5	5	5	5
Art.-Nr. 104	138978	20865	76770	20866
€/Packung	13,03	13,03	13,03	13,03

Silikonpolierer mit
Aluminiumoxid für Prothesen-
Kunststoffe, Vorpolierer,
dunkelblau, grob



Figur	9572S	9573S	9579S
REF-Größe	150	100	100
Packung/Stück	5	5	5
Art.-Nr. 104	31177	196364	213353
€/Packung	13,03	13,03	13,03

Prothesenkunststoffpolierer,
Technik-Polierer, dunkelgrau,
mittel



Figur	9569P	9572P	9573P	9579P
REF-Größe	055	150	100	100
Packung/Stück	5	5	5	5
Art.-Nr. 104	142475	20868	20869	20870
€/Packung	13,03	13,03	13,03	13,03

Silikonpolierer mit
Aluminiumoxid für Prothesen-
Kunststoffe, Politur,
blau, mittel




Figur	9572U	9573U	9579U
REF-Größe	150	100	100
Packung/Stück	5	5	5
Art.-Nr. 104	236448	200458	15984
€/Packung	13,03	13,03	13,03

Prothesenkunststoffpolierer,
Technik-Hochglanz-Polierer, gelb,
fein




Figur	9569H	9572H	9573H	9579H
REF-Größe	055	150	100	100
Packung/Stück	5	5	5	5
Art.-Nr. 104	147487	20872	20873	20874
€/Packung	13,03	13,03	13,03	13,03

Titanpolierer,
Vorpolierer,
grau, standfest




Figur	9555P	9558P	9559P	9560P
REF-Größe	050	220	220	070
Packung/Stück	5	10	10	10
Art.-Nr. 104/unmontiert	19628	152259	105405	152272
€/Packung	13,03	7,59	7,59	7,59

Titanpolierer,
Hochglanz-Polierer,
lila, standfest



Figur	9555H	9558H	9559H	9560H
REF-Größe	050	220	220	070
Packung/Stück	5	10	10	10
Art.-Nr. 104/unmontiert	152286	152355	152359	152365
€/Packung	13,03	7,59	7,59	7,59

Diamant-Porzellan-Polierer zum Vorschleifen von Keramik, türkis, grob




Figur	9734H	9735H	9736H
REF-Größe	040	050	150
Packung/Stück	2	2	2
Art.-Nr. 104	67941	67942	67943
€/Packung	31,21	44,67	67,02

Diamant-Porzellan-Polierer, zum Vorschleifen von Keramik und Metallen, dunkelgrün/orange



Figur	9742H	9752H	9770H
REF-Größe	040	170	260
Packung/Stück	2	1	1
Art.-Nr. 104/unmontiert	177236	169890	209601
€/Packung	24,52	37,08	55,95

Diamant-Porzellan-Polierer, zum Abtragen und Schleifen von Keramik und Metallen, grün/orange




Figur	9742G	9749G	9752G	9753G	9770G
REF-Größe	040	110	170	150	260
Packung/Stück	2	2	1	1	1
Art.-Nr. 104/unmontiert	20820	20823	20824	20825	47416
€/Packung	24,52	24,52	37,08	22,12	55,95

Diamant-Porzellan-Polierer zum Abtragen und Schleifen von Keramik, rosa, mittel




Figur	9734G	9735G	9736G
REF-Größe	040	050	150
Packung/Stück	2	2	2
Art.-Nr. 104	67944	152188	152192
€/Packung	31,21	44,67	67,02

Diamant-Porzellan-Polierer, zum Vorpolieren von Keramik und Metallen, blau/orange




Figur	9742M	9749M	9752M	9753M	9770M
REF-Größe	040	110	170	150	260
Packung/Stück	2	2	1	1	1
Art.-Nr. 104/unmontiert	67949	67952	152216	100196	47403
€/Packung	24,52	24,52	37,08	22,12	55,95

Diamant Porzellan-Polierer, für Hochglanzpolitur auf Keramik ohne zusätzlichen Glanzbrand, rot/orange



Figur	9742F	9749F	9752F	9753F	9770F
REF-Größe	040	110	170	150	260
Packung/Stück	2	2	1	1	1
Art.-Nr. 104/unmontiert	20826	20828	152230	152239	29015
€/Packung	24,52	24,52	37,08	22,12	55,95

Diamant Porzellan-Polierer, für Spiegelglanzpolitur auf Keramik ohne zusätzlichen Glanzbrand, gelb/orange



Figur	9742C	9752C	9770C
REF-Größe	040	170	260
Packung/Stück	2	1	1
Art.-Nr. 104/unmontiert	217801	207542	217935
€/Packung	24,52	37,08	55,95

Diamantpolierer für Silikat Keramik, Leucitverstärkte Keramik, Lithium Disilikat, Glätten, Vorpolitur rot/orange



Figur	DPO02	DPO03	DPO09	DPO01
REF-Größe	040	110	170	200
Packung/Stück	2	2	1	1
Art.-Nr. 104	219539	219544	-	219538
€/Packung	24,52	24,52	36,97	37,61

Diamantpolierer für Silikat Keramik, Leucitverstärkte Keramik, Lithium Disilikat, Hochglanzpolitur grau/orange



Figur	DPO05	DPO06	DPO10	DPO04
REF-Größe	040	110	170	200
Packung/Stück	2	2	1	1
Art.-Nr. 104	219542	219544	-	219541
€/Packung	24,52	24,52	36,97	37,61

Diamantpolierer für CAD/CAM Restaurationen, Oxidkeramiken, Zirkoniumoxid, Glätten, Vorpolitur blau/orange



Figur	DCA04	DCA05	DCA06	DCA02	DCA01	DCA03
REF-Größe	040	110	170	073	260	200
Packung/Stück	2	2	1	1	1	1
Art.-Nr. 104/unmontiert	219498	219505	219510	219494	219490	219495
€/Packung	24,52	24,52	36,97	33,51	55,95	33,51

Diamantpolierer für CAD/CAM Restaurationen, Oxidkeramiken, Zirkoniumoxid, Hochglanzpolitur braun/orange



Figur	DCA10	DCA11	DCA12	DCA08	DCA07	DCA09
REF-Größe	040	110	170	073	260	200
Packung/Stück	2	2	1	1	1	1
Art.-Nr. 104/unmontiert	238747	219536	219537	219533	219523	219534
€/Packung	24,52	24,52	36,97	33,51	55,95	33,51

Praxis & Labor Diamantpoliersystem

Speziell für die einfache Politur aller Keramikrestorationen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten

- 1. Stufe**
Vorpolitur (grob)
- 2. Stufe**
Politur (mittel)
- 3. Stufe**
Hochglanzpolitur (fein)
- 4. Stufe**
Spiegelglanzpolitur (extra fein)



Figur	9771G	9771M	9771F	9771C
REF-Größe	100	100	100	100
Packung/Stück	2	2	2	2
Art.-Nr. 204	259820	253601	253602	259791
€/Packung	20,60	20,60	20,60	20,60



Figur	9771G	9771M	9771F	9771C
REF-Größe	140	140	140	140
Packung/Stück	2	2	2	2
Art.-Nr. 204	242712	242369	242370	242780
€/Packung	22,57	22,57	22,57	22,57



Figur	9771G	9771M	9771F	9771C
REF-Größe	170	170	170	170
Packung/Stück	2	2	2	2
Art.-Nr. 104	242714	242566	241964	241966
€/Packung	27,56	27,56	27,56	27,56



Figur	9771G	9771M	9771F
REF-Größe	260	260	260
Packung/Stück	2	2	2
Art.-Nr. 104	261328	261331	261339
€/Packung	97,04	97,04	97,04

Oberflächenbearbeitung

LUS05 LUSTER® Extraoral Twist Kit

Das LUSTER® Extraoral Twist Kit wurde speziell für die extraorale Hochglanzpolitur aller Keramikrestorationen entwickelt. Die flexiblen Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusionsfläche makellose Ergebnisse. Aufgrund des materialschonenden Designs bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Die vierteilige Abstufung der Diamantkörnung sorgt zudem für kurze Bearbeitungszeiten und äußerst hohe Standzeiten.



Bestell-Nr.: 242520
Preis/Set: EUR 91,65

Vorteile:

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten

MEISINGER LUSTER® Paste

Die MEISINGER LUSTER® Paste ist eine 1-Stufen-Diamantpolierpaste und wird für die Hochglanz-Politur von dentalen Keramikmaterialien eingesetzt. Sie eignet sich sowohl für die extraorale als auch intraorale Politur und verleiht allen Keramik-Restaurationen einen perfekten Hochglanz. Dabei vereinfacht die hochwertige Polierpaste die Politur okklusaler Flächen sowie die Instandhaltung bestehender Restaurationen deutlich. Die MEISINGER LUSTER® Paste enthält Diamantpartikel und ist mit zwei verschiedenen Körnung erhältlich: 8-12 μm (fein) und 16-18 μm (medium). Für die Anwendung auf allen Keramiken.

MEISINGER LUSTER® Paste,
1-Stufen-Diamantpolierpaste
fein



Figur	DPS1	DPS2
Füllmenge	1g	2g
Packung/Stück	1	1
Art.-Nr.	-	264125
€/Packung	30,53	41,08

MEISINGER LUSTER® Paste,
1-Stufen-Diamantpolierpaste
fein



Figur	DP2
Füllmenge	3g
Packung/Stück	1
Art.-Nr.	264123
€/Packung	54,79

MEISINGER LUSTER® Paste,
1-Stufen-Diamantpolierpaste
medium



Figur	DP4
Füllmenge	3g
Packung/Stück	1
Art.-Nr.	264124
€/Packung	54,79

MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste

Die MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste ist eine 1-Stufen-Diamantpolierpaste und wird für die extraorale Hochglanz-Politur aller Zirkon-Restaurationen eingesetzt. Dabei vereinfacht die hochwertige Polierpaste deutlich die Politur okklusaler Flächen. Die MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste enthält Diamantpartikel mit einer Körnungen von 4-8 μm . Für die extraorale Anwendung auf Zirkon.

MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste,
1-Stufen-Diamantpolierpaste
fein



Figur	DP2Z
Füllmenge	15g
Packung/Stück	1
Art.-Nr.	-
€/Packung	36,92

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

Hager + Meisinger



MEISINGER Keramische Schleifer

grün, mittel



Figur	601	602	603	613	624	633	638	639	640
REF-Größe	030	040	050	070	060	090	025	035	050
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	81591	81606	81607	81790	81853	81874	81885	81893	81896
€/Pack à 5 Stck.	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

grün, mittel



Figur	649	650	652	652R	653	661	662	663	665	666	667	671
REF-Größe	025	028	035	035	040	025	035	060	060	025	035	060
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	81906	81976	81982	81985	81987	81997	82000	82001	82002	82005	82007	82008
€/Pack à 5 Stck.	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

rosa, mittel



Figur	601	602	603	613	624
REF-Größe	030	040	050	070	060
Packung/Stück	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	82294	82295	82296	82297	82298
€/Pack à 5 Stck.	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

rosa, mittel



Figur	638	639	640	649	650	652R	661	662	663	665	666	667	671
REF-Größe	025	035	050	025	028	035	025	035	060	060	025	035	060
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	67938	67939	82299	82300	82301	82302	82303	67940	82305	82306	82307	82308	82309
€/Pack à 5 Stck.	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Aus reinem Aluminium-Oxid,
blau, mittel



Figur	B 601	B 638R	B 649R	B 652R	B 667	B 671	B 731
REF-Größe	030	025	025	035	035	060	065
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	81233	81245	81246	81284	81285	81286	81299
€/Pack à 5 Stck.	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Für Aufbrennkeramik-
Verblendungen,
grün, fein



Figur	K+B 649R	K+B 652R	K+B 671	K+B 716	K+B 722	K+B 727	K+B 728	K+B 731	K+B 735
REF-Größe	025	035	060	160	160	125	165	065	070
Packung/Stück	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. Handstück	81567	81568	81572	81578	81580	81581	81583	81584	81587
€/Pack à 5 Stck.	9,75	9,75	9,75	12,47	12,47	16,83	16,83	9,75	9,75

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



2670 Zirkon Master Kit


Sortiment zur Bearbeitung von Zirkonoxid-Restaurationen. Dieser Hightech-Werkstoff erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit und lässt sich mit den neuen Zirkon-Schleifkörpern äußerst leicht und sehr präzise bearbeiten. Ein besserer Abtrag und ein geringerer Anpressdruck machen diese Schleifkörper zu einem idealen Instrument für die Gestaltung in der CAD/CAM-Technik.



Figur	Z602	Z623	Z638	Z652R	Z667	Z722	Z732	Z736
REF-Größe	040	060	025	035	035	180	050	065
Länge mm		3,0	6,0	10,5	7,0	2,5	12,5	6,5
Schaft	104	104	104	104	104	104	104	104

Bestell-Nr.: 169474

Preis/Set: EUR 178,47



- Ideal zur Trockenverarbeitung
- Niedrige Drehzahl (max. 10.000 min⁻¹)
- Sehr guter Materialabtrag bei geringstem Verschleiß
- Feinste Oberflächenbearbeitung ohne Kühlung
- Vermeidung von Mikrorissen am Zirkonoxid
- Geringe Wärmeentwicklung

Diamantschleifkörper mit Diamantoberfläche zum präzisen und sicheren Bearbeiten von harten Kunststoffen, Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik

Keramische
Diamantschleifkörper
grob



Figur	D638G	D652G	D660G	D667G	D722G	D732G
REF-Größe	025	035	040	035	160	050
Packung/Stück	2	2	2	2	2	2
Art.-Nr. Handstück	202484	177253	211105	200318	213559	19220
€/Pack à 2 Stck.	31,21	31,21	31,21	31,21	31,21	31,21

Keramische
Diamantschleifkörper
fein



Figur	D602F	D638F	D652F	D660F	D667F	D722F	D732F	D735F
REF-Größe	040	025	035	040	035	160	050	070
Packung/Stück	2	2	2	2	2	2	2	2
Art.-Nr. Handstück	202496	202497	173261	209710	202499	213560	202500	213323
€/Pack à 2 Stck.	31,21	31,21	31,21	31,21	31,21	31,21	31,21	31,21

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de



Bestell-Nr.: 15497
Preis/Set: 88,69 EUR

2582 Provisorien Korrektur Set

entwickelt mit ZTM Rainer Michel

Provisorien ausarbeiten in der Zahnarztpraxis schnell, einfach und gut

Täglich werden weltweit in fast jeder Zahnarztpraxis Provisorien hergestellt, was in den meisten Fällen zu den Aufgaben der Zahnarzthelferinnen gehört. Leider wird dieses Thema in der Ausbildung nur kurz und theoretisch angesprochen, was dazu führt, dass das Wissen jeweils nur innerhalb der Praxis von erfahrenen Kolleginnen übermittelt wird. Hier werden oftmals Effizienz und Zeitersparnis außer Acht gelassen. Um effektiv Zeit zu sparen und dennoch ein qualitativ hochwertiges Provisorium zu erstellen, ist die Auswahl des richtigen Instrumentariums entscheidend. In Zusammenarbeit mit MEISINGER hat ZTM Rainer Michel ein spezielles Set zur Bearbeitung und Erstellung von Provisorien entwickelt. Ein Vorteil ist die geringe Anzahl an Instrumenten. Bei den grob- und großporigen Provisorienkunststoffen ist der Einsatz von Poliermitteln nicht sinnvoll und sehr zeitaufwändig. Die im Set enthaltenen speziellen kleinen Bürsten erübrigen den Gang zum Poliermotor. Jetzt können Provisorien in der Zahnarztpraxis stressfrei, sehr einfach und effizient hergestellt werden.



Fig.	HM 79GX	HM 488FX	402	110	150
Schaft	104	104	104	104	104
REF-Größe	040	016	220	190	220
Länge mm	14,2	8,0	2,3	1,5	10,0



2605 CAD/CAM® Advanced Kit

Spezial Set für Restaurationen. Ziel ist eine schnelle und effiziente Versorgung der Patienten mit dieser hochwertigen Keramik.

Bestell-Nr.: 164418
Preis/Set: 178,47 EUR



Figur	9743G	9744G	9746G	9743M	9744M	9746M	9743F	9744F	9746F
REF-Größe	040	060	100	040	060	100	040	060	100
Länge mm	10,0	7,5	2,5	10,0	7,5	2,5	10,0	7,5	2,5
Schaft	204	204	204	204	204	204	204	204	204



Figur	833	833F	833F	837G	837G	850G	862F	862F	876F	HM 31C
REF-Größe	023	012	023	014	018	014	010	016	012	012
Länge mm	4,2	2,8	4,2	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	5,0	4,1
Schaft	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314



5901 Zirkon Diamond Kit

Die Instrumente sind speziell für die Anforderungen empfindlicher Zirkonoxid-Oberflächen entwickelt. Verschiedene Körnungen ermöglichen die optimale Bearbeitung unterschiedlicher Indikationen.

- Ausarbeitung tiefer Kroneninnenflächen
- Optimal zur Bearbeitung der Ränder und zur interdentalen Ausarbeitung
- Zur okklusalen und lingualen Reduktion
- Überarbeitung labialer Flächen und Entfernung von Kontaktpunkten
- Bedarf nur einer geringen Anpresskraft

Bestell-Nr.: 223427
Preis/Set: 111,14 EUR



Figur	Z0850	Z850F	Z0863	Z863F	Z0833	Z833F	Z801L	Z0801	Z838L
REF-Größe	018	018	012	012	023	023	014	010	014
€/Pack à 5 Stck.	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37

Oberflächenbearbeitung

9



2609 CAD/CAM Polishing Kit

Zwei neue und speziell auf die Bedürfnisse der zahnärztlichen Praxis und des zahntechnischen Labors zusammengestellte Kits zum Bearbeiten und Polieren von Hochleistungs-Dental-Keramiken wie Aluminiumoxid und Zirkonoxid.

Bestell-Nr.: 224208
Preis/Set: 235,72 EUR



Figur	9742M	9753M	9749M	9742F	9753F	9749F	9735H	9736H	9734H	9735G	9736G	9734G
REF-Größe	040	150	110	040	150	110	050	150	040	050	150	040
Art.-Nr. Handstück	67949	100196	67952	20826	141892	20828	67942	67943	67941	152188	152192	67944
€/Pack à 2 Stck.	24,52	24,52	24,52	24,52	44,24	24,52	44,67	67,02	31,21	44,67	67,02	31,21


Oberflächenbearbeitung

9


2740 Black Cobra Cutter Set



Bestell-Nr.: 202470
Preis/Set: 301,86 EUR



Figur	B23G	B79G	B79G	B250G	B251G
REF-Größe	023	040	060	040	060
Länge mm	11,5	14,2	12,7	12,0	14,7
Schaft	104	104	104	104	104



Figur	B23F	B79F	B79F	B250F	B251F	B251H	B251S
REF-Größe	023	040	060	040	060	060	060
Länge mm	11,5	14,2	12,7	12,0	14,7	14,7	14,7
Schaft	104	104	104	104	104	104	104

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Diamant-Schleifinstrumente



Kugel

H 001



ISO-Nr.: H 001... (806 104 001 524 ...)	005	007	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	033	045	050
Art.-Nr.:	182845	182861	17969	17970	17971	17972	17973	17974	17975	17976	17977	66433	66434	220826	214304
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1
€/Pckg.:	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	23,75	23,75	26,40	7,67	8,79	10,06	10,06



H 002




ISO-Nr.: H 002 ... (806 104 002 524 ...)	018
Art.-Nr.:	100435
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	19,55



Umgekehrter Konus

H 010



ISO-Nr.: H 010 ... (806 104 010 524 ...)	010	012	014	018	021	025
Art.-Nr.:	17981	139954	17983	17985	17986	17987
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5	5
€/Pckg.:	19,55	19,55	19,55	19,55	21,30	24,75

H 010C



ISO-Nr.: H 010C ... (806 104 010 514 ...)	018	023
Art.-Nr.:	264169	266341
Inhalt/Pckg.:	5	5
€/Pckg.:	19,55	21,30




H 225




ISO-Nr.: H 225 ... (806 104 225 524 ...)	018	023	025
Art.-Nr.:	17988	17990	17991
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
€/Pckg.:	19,55	23,40	36,85

H 225C



ISO-Nr.: H 225 ... (806 104 225 514 ...)	018
Art.-Nr.:	-
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	19,55

H 014



ISO-Nr.: H 014 ... (806 104 014 524 ...)	018	021	025	040	047	059	060
Art.-Nr.:	17992	17993	17994	66454	66455	66456	66457
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	1	1	1	1
€/Pckg.:	23,75	23,75	24,75	11,97	14,39	14,39	14,39



Umgekehrter Konus

H 019



ISO-Nr.: H 019 ... (806 104 019 524 ...)	021
Art.-Nr.:	17997
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	21,30



H 023




ISO-Nr.: H 023 ... (806 104 023 524 ...)	025	057	073
Art.-Nr.:	17998	66463	66464
Inhalt/Pckg.:	5	1	1
€/Pckg.:	24,75	14,39	15,67



Rad

H 041



ISO-Nr.: H 041 ... (806 104 041 524 ...)	061	073
Art.-Nr.:	66467	66468
Inhalt/Pckg.:	1	1
€/Pckg.:	11,97	15,67

Alle Körnungen ein Preis! Farbcode nach ISO: Normalkörnung (120µ);
Schaftart STANDARD-Handstück, ISO 104: Durchmesser 2,35mm, Gesamtlänge 44,5mm

HORICO® Diamant-Schleifinstrumente

Oberflächenbearbeitung



H 042

ISO-Nr.: H 068 ... (806 104 068 524 ...)	067
Art.-Nr.:	66469
Inhalt/Pckg.:	1
€/Pckg.:	13,18



H 068

ISO-Nr.: H 068 ... (806 104 068 524 ...)	045
Art.-Nr.:	66472
Inhalt/Pckg.:	1
€/Pckg.:	10,67

Zylinder
H 111



ISO-Nr.: H 111 ... (806 104 111 524 ...)	014	018	025
Art.-Nr.:	18001	18002	18003
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
€/Pckg.:	30,15	30,15	39,70



H 113

Gesamtlänge 46mm	
ISO-Nr.: H 113 ... (806 104 113 524 ...)	053
Art.-Nr.:	66490
Inhalt/Pckg.:	1
€/Pckg.:	15,67

Zylinder, rund
H 141



ISO-Nr.: H 141 ... (806 104 141 524 ...)	014	018	023	025
Art.-Nr.:	18006	18007	172515	18008
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
€/Pckg.:	30,15	30,15	39,70	36,85



H 142

Gesamtlänge 46mm		
ISO-Nr.: H 142 ... (806 104 142 524 ...)	018	025
Art.-Nr.:	18009	18010
Inhalt/Pckg.:	5	5
€/Pckg.:	36,35	42,75

Gesamtlänge 46mm



H 142C

ISO-Nr.: H 142C ... (806 104 142 514 ...)	021
Art.-Nr.:	264170
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	36,35

Gesamtlänge 46mm



H 143X

ISO-Nr.: H 143X ... (806 104 164 544 ...)	070
Art.-Nr.:	-
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	16,25

Konus
H 164



ISO-Nr.: H 164 ... (806 104 164 524 ...)	009
Art.-Nr.:	18012
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	19,55



H 165

ISO-Nr.: H 165 ... (806 104 165 524 ...)	010	014
Art.-Nr.:	221077	18013
Inhalt/Pckg.:	5	5
€/Pckg.:	30,15	30,15



H 166

ISO-Nr.: H 166 ... (806 104 166 524 ...)	010	014	018
Art.-Nr.:	18015	18016	139970
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35

H 166C

ISO-Nr.: H 166C ... (806 104 166 514 ...)	018
Art.-Nr.:	264631
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	36,35

H 166F

ISO-Nr.: H 166F ... (806 104 166 504 ...)	010	014	018
Art.-Nr.:	202587	18017	202589
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35

Alle Körnungen ein Preis!

Farbcode nach ISO:
Normalkörnung (120µ);
● = x-fein= „F“ (35µ)
● = fein= „C“ (45µ);

Alle Körnungen ein Preis! Farbcode nach ISO: Normalkörnung (120µ);
Schaftart STANDARD-Handstück, ISO 104: Durchmesser 2,35mm, Gesamtlänge 44,5mm



Diamant-Schleifinstrumente



H 167

ISO-Nr.: H 167 ... (806 104 167 524 ...)	014	018
Art.-Nr.:	18019	18020
Inhalt/Pckg.:	5	5
€/Pckg.:	38,30	38,30

H 167C

ISO-Nr.: H 167C ... (806 104 167 514 ...)	018
Art.-Nr.:	-
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	38,30

H 167F

ISO-Nr.: H 167F ... (806 104 167 504 ...)	018
Art.-Nr.:	202586
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	38,30

Alle Körnungen ein Preis!

Farbcode nach ISO:

Normalkörnung (120µ);

● = x-fein= „F“ (35µ)

● = fein= „C“ (45µ);



H 172

ISO-Nr.: H 172 ... (806 104 172 524 ...)	025	040	050
Art.-Nr.:	18023	66514	66515
Inhalt/Pckg.:	5	1	1
€/Pckg.:	39,70	13,18	15,03



H 173

ISO-Nr.: H 173 ... (806 104 173 524 ...)	012	018	025	031	040	050
Art.-Nr.:	18024	18027	18028	66522	221078	221079
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	1	1	1
€/Pckg.:	36,35	36,35	42,75	10,70	10,70	10,70



Konus rund

H 198

ISO-Nr.: H 198 ... (806 104 198 524 ...)	012	018	025	040
Art.-Nr.:	18030	18031	18032	66530
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	1
€/Pckg.:	30,15	30,15	39,70	13,18



Konus rund

H 199

ISO-Nr.: H 199 ... (806 104 199 524 ...)	012	014	016	018	023	025	031	035	040
Art.-Nr.:	18034	18036	18038	18040	168645	18041	66537	66538	221080
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5	5	1	1	1
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	42,75	10,70	10,70	10,70



H 199N

ISO-Nr.: H 199N ... (806 104 199 524 ...)	012	014	018	023	025
Art.-Nr.:	18035	18037	15284	149267	18042
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35	36,35	42,75

H 199C

ISO-Nr.: H 199C ... (806 104 199 514 ...)	023	025
Art.-Nr.:	-	-
Inhalt/Pckg.:	5	5
€/Pckg.:	36,35	42,75



Birne

H 239

ISO-Nr.: H 239 ... (806 104 239 524 ...)	021
Art.-Nr.:	18043
Inhalt/Pckg.:	5
€/Pckg.:	23,20



Diamant-Schleifinstrumente

Oberflächenbearbeitung

9

Flamme spitz
H 247



ISO-Nr.: H 247 ... (806 104 247 524 ...)

012	ISO-Nr.: H 247 C ... (806 104 247 514 ...)	012
Art.-Nr.: 18045	Art.-Nr.: 18046	
Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5	
€/Pckg.: 19,55	€/Pckg.: 19,55	

Flamme spitz
H 249



ISO-Nr.: H 249 ... (806 104 249 524 ...)

010	012	014	016
Art.-Nr.: 18050	Art.-Nr.: 18051	Art.-Nr.: 18052	Art.-Nr.: 18053
Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5
€/Pckg.: 30,15	€/Pckg.: 30,15	€/Pckg.: 30,15	€/Pckg.: 30,15

Flamme spitz
H 250



ISO-Nr.: H 250 ... (806 104 250 524 ...)

012	014	016	018	025
Art.-Nr.: 18055	Art.-Nr.: 18056	Art.-Nr.: 18057	Art.-Nr.: 18058	Art.-Nr.: 18060
Inhalt/Pckg.: 5				
€/Pckg.: 35,25	€/Pckg.: 35,25	€/Pckg.: 35,25	€/Pckg.: 35,25	€/Pckg.: 42,75

H 250N

ISO-Nr.: H 250 N ... (806 104 250 524 ...)

012	014
Art.-Nr.: 13848	Art.-Nr.: 16791
Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5
€/Pckg.: 35,25	€/Pckg.: 35,25

Flamme
H 251

Gesamtlänge 46mm



ISO-Nr.: H 251 ... (806 104 251 524 ...)

014	018
Art.-Nr.: 18062	Art.-Nr.: 18062
Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5
€/Pckg.: 41,10	€/Pckg.: 41,10

H 257



ISO-Nr.: H 257 ... (806 104 257 524 ...)

023	ISO-Nr.: H 257C ... (806 104 257 514 ...)	023
Art.-Nr.: 18064	Art.-Nr.: -	
Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5	
€/Pckg.: 30,05	€/Pckg.: 30,05	

H 272F



ISO-Nr.: H 272F ... (806 104 272 504 ...)

016	ISO-Nr.: H 272N ... (806 104 272 524 ...)	018
Art.-Nr.: 182932	Art.-Nr.: 140153	
Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5	
€/Pckg.: 19,55	€/Pckg.: 19,55	

H 277



ISO-Nr.: H 277 ... (806 104 277 524 ...)

014
Art.-Nr.: 15964
Inhalt/Pckg.: 5
€/Pckg.: 19,55

Torpedo
H 292

Gesamtlänge 46mm



ISO-Nr.: H 292 ... (806 104 292 524 ...)

020	027
Art.-Nr.: 18065	Art.-Nr.: 182951
Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 1
€/Pckg.: 48,65	€/Pckg.: 9,73

Linse
H 304

*025 + *063 auch als C-Korn erhältlich



ISO-Nr.: H 304 ... (806 104 304 524 ...)

018	023	025*	033	042	063*	097
Art.-Nr.: 18067	Art.-Nr.: 18069	Art.-Nr.: 18070	Art.-Nr.: 66568	Art.-Nr.: 66569	Art.-Nr.: 66570	Art.-Nr.: 66571
Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 5	Inhalt/Pckg.: 1	Inhalt/Pckg.: 1	Inhalt/Pckg.: 1	Inhalt/Pckg.: 1
€/Pckg.: 19,55	€/Pckg.: 29,20	€/Pckg.: 30,70	€/Pckg.: 10,70	€/Pckg.: 10,91	€/Pckg.: 13,76	€/Pckg.: 15,67

Alle Körnungen ein Preis! Farbcode nach ISO: Normalkörnung (120µ); ● = feineres Normalkorn = „N“ (80µ); ● = fein = „C“ (45µ); Schaftart STANDARD-Handstück, ISO 104: Durchmesser 2,35mm, Gesamtlänge 44,5mm

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Die Löwenschleifer



Für die Laborturbine auf Zirkon und Glasskeramiken!

AuFG 001



ISO-Nr.: AuFG 001 ... (806 314 001 524...)	008	010	012	014	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	202051	200676	202773	200677	200678
Art.-Nr.: "C":	●				228764
Art.-Nr.: "G":		201456	201475		
Art.-Nr.: "X":	●			201137	
€/Pckg.:	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25

AuFG 010



L = 1,1mm
L = 1,6mm

ISO-Nr.: AuFG 010 ... (806 314 010 524...)	010	012
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	202790	201013
Art.-Nr.: "G":	●	201457
€/Pckg.:	17,25	17,25

AuFG 141



L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 141 ... (806 314 141 524...)	010	012	014	025
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	201114	201355	201260	
Art.-Nr.: "C":	●		-	255471
Art.-Nr.: "G":	●	200946	201123	
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00	41,75

AuFG 198



L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 198 ... (806 314 198 524...)	016	018	025
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	200665	201015	
Art.-Nr.: "C":	●	37335	
Art.-Nr.: "G":	●	201134	255472
€/Pckg.:	35,00	35,00	41,75

AuFG 199



L=10mm

ISO-Nr.: AuFG 199 ... (806 314 199 524...)	010	018
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	202800	201002
Art.-Nr.: "C":	●	253560
Art.-Nr.: "G":	●	202743
€/Pckg.:	35,00	35,00

AuFG 277



L=4,5mm

ISO-Nr.: AuFG 277 ... (806 314 277 524...)	018	023
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	202826	202827
Art.-Nr.: "C":	●	202459
Art.-Nr.: "G":	●	201004
€/Pckg.:	35,00	35,00

AuFGL 277



L = 3mm
L = 4,5mm

ISO-Nr.: AuFGL 277L ... (806 315 277 524...)	014	023
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	253225	
Art.-Nr.: "C":	●	255316
Art.-Nr.: "G":	●	260061
€/Pckg.:	35,00	35,00

Die Vorteile gegenüber herkömmlich gefertigten Schleifern:

Sie arbeiten

noch schneller - kürzere Bearbeitungsdauer durch eine mindestens 20% höhere Schneidleistung (mm/Min)

kühler - bei gleicher Behandlungszeit

günstiger - im Preis/Leistungs-Verhältnis



Diamantscheiben

Starre Scheiben



H 321

ISO-Nr.: H 321 ... <small>(806 104 321 524 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,5	220 0,5
Art.-Nr.:	40634	40635
€/Stck.:	15,08	16,77



H 327

ISO-Nr.: H 327 ... <small>(806 104 327 524 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,5	220 0,5
Art.-Nr.:	40636	40637
€/Stck.:	26,23	29,90

Scheiben für Sägeschnittmodelle

● H 333 C



ISO-Nr.: ● H 333 C ... <small>(806 104 333 514 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	300 0,3	450 0,35
Art.-Nr.:	44637	20250
€/Stck.:	31,39	53,54

Abb.: Anwendungsbeispiel für H 333 C, ● fein



Diaflex®



H 340

ISO-Nr.: H 340 ... <small>(806 104 340 524 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	160 0,3	190 0,3	220 0,3
Art.-Nr.:	40650	66339	66340
€/Stck.:	13,82	15,08	16,77

Scheiben für Sägeschnittmodelle

● H 340 F



ISO-Nr.: ● H 340 F ... <small>(806 104 340 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	240 0,2	300 0,25	450 0,35
Art.-Nr.:	66343	66344	66345
€/Stck.:	22,65	30,11	49,03

Farbcode nach ISO:
Normalkörnung
● = x-fein = „F“
● = fein = „C“



Diamantscheiben

Diaflex®


H 345 – H 347



ISO-Nr.: H 345 ... <small>(806 104 345 524 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	160 0,3	190 0,3	220 0,3	240 0,3
Art.-Nr.:	66346	66349	66352	66355
€/Stck.:	24,94	26,23	29,90	34,47
ISO-Nr.: H 346 ... <small>(806 104 346 524 ...)</small> einseitig unten; Stärke (in mm)	-	190 0,2	220 0,2	-
Art.-Nr.:	-	66350	66353	-
€/Stck.:	-	15,65	17,51	-
ISO-Nr.: H 347 ... <small>(806 104 347 524 ...)</small> einseitig oben; Stärke (in mm)	-	190 0,2	220 0,2	-
Art.-Nr.:	-	66351	66354	-
€/Stck.:	-	15,65	17,51	-

Diaflex® -Transvident


H 350 – H 352



ISO-Nr.: H 350 ... <small>(806 104 350 524 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,3	220 0,3	240 0,3
Art.-Nr.:	66369	66372	66375
€/Stck.:	26,23	29,90	34,47
ISO-Nr.: H 351 ... <small>(806 104 351 524 ...)</small> einseitig unten; Stärke (in mm)	190 0,2	220 0,2	240 0,2
Art.-Nr.:	66370	66373	66376
€/Stck.:	15,65	17,51	20,43
ISO-Nr.: H 352 ... <small>(806 104 352 524 ...)</small> einseitig oben; Stärke (in mm)	190 0,2	220 0,2	-
Art.-Nr.:	66371	66374	-
€/Stck.:	15,65	17,51	-

Superdiaflex® -Transvident

● H 353C



ISO-Nr.: ● H 353 C ... <small>(806 104 353 514 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,17	220 0,17
Art.-Nr.:	40657	40658
€/Stck.:	19,18	21,55

Farbcode nach ISO:
Normalkörnung
● = x-fein = „F“
● = fein = „C“



Diamantscheiben

Superdiaflex® C

● H 355 C



ISO-Nr.: ● H 355 C ... <small>(806 104 355 514 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	130	160	190	220
Art.-Nr.:	59407	66387	66390	66393
€/Stck.:	15,39	16,02	17,26	17,26

Abb.: Anwendungsbeispiel für
H 355 C, ● fein



Farbcode nach ISO:
Normalkörnung
● = x-fein = „F“
● = fein = „C“

Superdiaflex® F

● H 355 F – ● H 357 F



ISO-Nr.: ● H 355 F ... <small>(806 104 355 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	100	130	160	190	220
Art.-Nr.:	59408	30921	66378	66381	66384
€/Stck.:	14,72	15,39	16,02	17,26	17,26
ISO-Nr.: ● H 356 F ... <small>(806 104 356 504 ...)</small> einseitig unten; Stärke (in mm)	-	-	-	190	220
Art.-Nr.:	-	-	-	66382	66385
€/Stck.:	-	-	-	13,84	15,07
ISO-Nr.: ● H 357 F ... <small>(806 104 357 504 ...)</small> einseitig oben; Stärke (in mm)	-	-	-	190	220
Art.-Nr.:	-	-	-	66383	66386
€/Stck.:	-	-	-	13,84	15,07

Superdiaflex® G

● H 355 G



ISO-Nr.: ● H 355 G ... <small>(806 104 355 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	160	190	220
Art.-Nr.:	27133	37782	37692
€/Stck.:	16,02	17,26	21,65

Original Superdiaflex® XF

● H 355 XF



140	190	220
0,12	0,12	0,12
223429	19800	19801
17,26	19,18	21,55

Beidseitig und auf der Kante belegte
hyperflexible Diamantscheiben -
NUR 0,12mm Schnittbreite:
Original **Superdiaflex® XF**



Diamantscheiben

Zum Abtrennen von Stegen (Frames) bei Zirkon und e-Keramik!

● **H 355 SF**



ISO-Nr.: ● H 355 SF ... <small>(806 104 355 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,22	220 0,22
Art.-Nr.:	221074	221075
€/Stck.:	17,26	17,26

Juniorflex®

● **H 361 F**



ISO-Nr.: ● H 361 F ... <small>(806 104 361 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	080 0,18	100 0,18	130 0,18
Art.-Nr.:	66396	66397	66398
€/Stck.:	12,86	12,86	16,02

Farbcode nach ISO:
Normalkörnung
● = x-fein = „F“
● = fein = „C“

Diaflex® F

● **H 358 F**



ISO-Nr.: ● H 358 F ... <small>(806 104 358 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,18	220 0,18
Art.-Nr.:	66358	66361
€/Stck.:	26,23	29,90

● **H 362 F**



ISO-Nr.: ● H 362 F ... <small>(806 104 362 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	080 0,18	100 0,18	130 0,18
Art.-Nr.:	66399	66401	66403
€/Stck.:	12,86	12,86	16,02

Superdiaflex® – schräg gezahnt

● **H 365 F**



ISO-Nr.: ● H 365 F ... <small>(806 104 365 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	100 0,15	190 0,15	220 0,15
Art.-Nr.:	66411	66412	66415
€/Stck.:	15,39	19,18	21,55

● **H 365 C**




ISO-Nr.: ● H 365 C ... <small>(806 104 365 514 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	300 0,30
Art.-Nr.:	59102
€/Stck.:	31,39

Concavodisc

H 386



ISO-Nr.: H 386 ... <small>(806 104 386 524 ...)</small> einseitig unten; Stärke (in mm)	190 0,5	220 0,5
Art.-Nr.:	40671	40672
€/Stck.:	15,65	17,51





Diamantscheiben

Superdiaflex® – gerade gezahnt

● H 635 F



ISO-Nr.: ● H 635 F ... <small>(806 104 635 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,15	220 0,15
Art.-Nr.:	66405	66408
€/Stck.:	19,18	21,55

● H 805 F



ISO-Nr.: ● H 805 F ... <small>(806 104 805 504 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,15	220 0,15
Art.-Nr.:	19802	19803
€/Stck.:	19,18	21,55

Neu

● H 808 C



ISO-Nr.: ● H 808 C ... <small>(806 104 808 514 180 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	160 0,20	190 0,20
Art.-Nr.:	161827	279537
€/Stck.:	17,26	19,18

H808C, Material: Kunststoffe

H 934 - ● H 934 G



ISO-Nr.: H 934 ... <small>(806 104 934 524 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	140 0,20	190 0,20	220 0,20
Art.-Nr.:	227075	19837	19841
€/Stck.:	17,26	19,18	21,55

ISO-Nr.: ● H 934 G ... <small>(806 104 934 534 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	— —	190 0,20	220 0,20
Art.-Nr.:	—	19842	19858
€/Stck.:	—	19,18	21,55

H 934 - ● H 934G: Sehr flexible Diamantscheiben für die Verblendtechnik mit hoher Abtragsleistung und guter Durchsicht auf das Arbeitsfeld



Sinter-Diamantscheiben - sehr langlebig

Superapid®

● S 393



ISO-Nr.: ● SH 393 ... <small>(807 104 393 524 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,3	220 0,3
Art.-Nr.:	40719	182953
€/Stck.:	42,15	49,26

Sinter Diaflex®

S 354



ISO-Nr.: SH 354 ... <small>(807 104 354 524 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,3
Art.-Nr.:	40717
€/Stck.:	42,53

Pressgesinterte Scheibe

● S 394 C



ISO-Nr.: ● SH 394 C ... <small>(807 104 394 514 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	190 0,19	220 0,19
Art.-Nr.:	40720	180860
€/Stck.:	42,15	49,26

SHM 327



ISO-Nr.: SHM 327 ... <small>(807 104 327 524 ...)</small> doppelseitig; Stärke (in mm)	220 0,50
Art.-Nr.:	245493
€/Stck.:	38,90




Sinter-Diamantschleifer



SHM 001

Kugel




ISO-Nr.: SHM 001 ... (807 104 001 524 ...)	018	021	025
Art.-Nr.:	40911	40912	40913
€/Stck.:	25,99	25,99	25,99



SHM 014


Umgekehrter Konus



ISO-Nr.: SHM 014 ... (807 104 014 524 ...)	018	021	025	060
Art.-Nr.:	40920	40921	40922	40924
€/Stck.:	25,99	25,99	25,99	31,25



SHM 030




ISO-Nr.: SHM 030 ... (807 104 030 524 ...)	018	025	040	060
Art.-Nr.:	126015	40932	40933	40934
€/Stck.:	25,99	25,99	25,99	31,25



SHM 030 L




ISO-Nr.: SHM 030 L ... (807 104 030 524 ...)	018
Art.-Nr.:	183063
€/Stck.:	25,99



SHM 041

Scheibe



ISO-Nr.: SHM 041 ... (807 104 041 524 ...)	080
Art.-Nr.:	40935
€/Stck.:	25,99



SHM 111

Zylinder



ISO-Nr.: SHM 111 ... (807 104 111 524 ...)	025
Art.-Nr.:	40942
€/Stck.:	25,99



SHM 113



ISO-Nr.: SHM 113 ... (807 104 113 524 ...)	050
Art.-Nr.:	40948
€/Stck.:	45,45

SHM 113 G



ISO-Nr.: SHM 113 G ... (807 104 113 534 ...)	050
Art.-Nr.:	40952
€/Stck.:	45,45



SHM 141



ISO-Nr.: SHM 141 ... (807 104 141 524 ...)	025
Art.-Nr.:	40957
€/Stck.:	25,99



SHM 143



ISO-Nr.: SHM 143 ... (807 104 143 524 ...)	050
Art.-Nr.:	40963
€/Stck.:	45,45

SHM 143 G




ISO-Nr.: SHM 143 G ... (807 104 143 534 ...)	050
Art.-Nr.:	40967
€/Stck.:	45,45



SHM 165

Konus



ISO-Nr.: SHM 165 ... (807 104 165 524 ...)	021	023
Art.-Nr.:	40970	40971
€/Stck.:	25,99	25,99



SHM 167



ISO-Nr.: SHM 167 ... (807 104 167 524 ...)	035	050
Art.-Nr.:	40974	40975
€/Stck.:	40,74	45,45


SHM 167 G



ISO-Nr.: SHM 167 G ... (807 104 167 534 ...)	050
Art.-Nr.:	40977
€/Stck.:	45,45



SHM 172



ISO-Nr.: SHM 172 ... (807 104 172 524 ...)	018	031
Art.-Nr.:	40978	40980
€/Stck.:	25,99	25,99

Diamantkorn in Metallbindung, ISO 807; Handstück-Schaft ISO 104, Länge 44,5mm; **Anwendung:** ohne Ring = Normalkorn für Keramik und Metall
● = G = grobes Korn und ● = X = extragrobes Korn für Modellguss.



Sinter-Diamantschleifer



SHM 173

ISO-Nr.: SHM 173 ... (807 104 173 524 ...)	031
Art.-Nr.:	40985
€/Stck.:	31,25



SHM 198

ISO-Nr.: SHM 198 ... (807 104 198 524 ...)	025
Art.-Nr.:	40995
€/Stck.:	25,99



SHM 199

ISO-Nr.: SHM 199 ... (807 104 199 524 ...)	025	031	040	050
Art.-Nr.:	40999	41000	41001	41002
€/Stck.:	25,99	31,25	33,37	36,51



● **SHM 199 G**

ISO-Nr.: ● SHM 199 G ... (807 104 199 534 ...)	031
Art.-Nr.:	41005
€/Stck.:	31,25



SHM 237

ISO-Nr.: SHM 237 ... (807 104 237 524 ...)	023
Art.-Nr.:	228900
€/Stck.:	25,99



SHM 250 Flamme

ISO-Nr.: SHM 250 ... (807 104 250 524 ...)	037
Art.-Nr.:	202638
€/Stck.:	33,37



SHM 251

ISO-Nr.: SHM 251 ... (807 104 251 524 ...)	050
Art.-Nr.:	202649
€/Stck.:	45,45



SHM 263

ISO-Nr.: SHM 263 ... (807 104 263 524 ...)	040	050
Art.-Nr.:	41015	41016
€/Stck.:	40,74	45,45

● **SHM 263 G**

ISO-Nr.: ● SHM 263 G ... (807 104 263 534 ...)	050	060
Art.-Nr.:	41020	75907
€/Stck.:	45,45	45,45

● **SL 263 X**

ISO-Nr.: ● SL 263 X ... (807 104 263 544 ...)	060
Art.-Nr.:	142847
€/Stck.:	49,98

SHM 273

ISO-Nr.: SHM 273 ... (807 104 273 524 ...)	016	018	025
Art.-Nr.:	41023	41024	41026
€/Stck.:	25,99	25,99	25,99



SHM 274

ISO-Nr.: SHM 274 ... (807 104 274 524 ...)	025	040	060
Art.-Nr.:	41029	75908	60849
€/Stck.:	31,25	33,37	36,51

● **SHM 274 G**

ISO-Nr.: ● SHM 274 G ... (807 104 274 534 ...)	060
Art.-Nr.:	22446
€/Stck.:	36,51

● **SL 274 X**

ISO-Nr.: ● SL 274 X ... (807 104 274 544 ...)	060
Art.-Nr.:	19682
€/Stck.:	40,15



SHM 304

ISO-Nr.: SHM 304 ... (807 104 304 524 ...)	025
Art.-Nr.:	41031
€/Stck.:	25,99



SHM 926

ISO-Nr.: SHM 926 ... (807 104 926 524 ...)	080
Art.-Nr.:	23730
€/Stck.:	25,99

Diamantkorn in Metall-Bindung, ISO 807; Handstück-Schaft ISO 104 Länge 44,5mm; Anwendung: ohne Ring = Normalkorn für Keramik und Metall
● = G = grobes Korn und ● = X = extragrobes Korn für Modellguss.

Diamantkorn in Metallbindung, ISO 807; Handstück-Schaft ISO 104, Länge 44,5mm; **Anwendung:** ohne Ring = Normalkorn für Keramik und Metall
● = G = grobes Korn und ● = X = extragrobes Korn für Modellguss.



FG Sinter-Diamantschleifer für die Laborturbine

SFG 001



ISO-Nr.: SFG 001 ... (807 314 001 524 ...)	018
Art.-Nr.:	182827
€/Stck.:	25,99

SFG 014



ISO-Nr.: SFG 014 ... (807 314 014 524 ...)	018
Art.-Nr.:	181640
€/Stck.:	25,99

SFG 140



ISO-Nr.: SFG 140 ... (807 314 140 524 ...)	016
Art.-Nr.:	183444
€/Stck.:	25,99

SFG 197



ISO-Nr.: SFG 197 ... (807 314 197 524 ...)	025
Art.-Nr.:	20548
€/Stck.:	25,99

SFG 197C



ISO-Nr.: SFG 197 ... (807 314 197 514 ...)	025
Art.-Nr.:	221073
€/Stck.:	25,99

SFG 272C



ISO-Nr.: SFG 272 ... (807 314 272 514 ...)	018
Art.-Nr.:	243646
€/Stck.:	25,99

SFG 304



ISO-Nr.: SFG 304 ... (807 314 304 524 ...)	025
Art.-Nr.:	182831
€/Stck.:	25,99

Poliersystem „Lamello“ für Keramik

H9910 ■ grob



H9911 ■ mittel



H9912 ■ fein



Vorteile Lamello-Polierer:

- extrem langlebig
- einfache Handhabung
- eine Form für alle Bereiche

ISO-Nr.:	H9910	H9910s	H9911	H9911s	H9912	H9912s
Inhalt/Pckg.:	1	1	1	1	1	1
Art.-Nr.:	267805	-	267806	-	267807	-
€/Pckg.:	33,85	9,10	33,85	9,10	33,85	9,10

Auch als Winkelschaft erhältlich (**Praxis**)
für die Bearbeitung von Kompositen/Keramiken/ZrO₂



Polierer und Schleifsteine

H9880 ■ grob

H9881 ■ mittel

H9882 ■ fein

} für Kunststoffe



H9740 Hocera für Keramik, Metall-Keramik und Metall

H9840 Hositynt für Oxidkeramik (z.B. Zirkonoxid)



Polierer

Schleifsteine

ISO-Nr.:	10H 9880	10H 9881	10H 9882
Inhalt/Pckg.:	10	10	10
Art.-Nr.:	277667	277668	277669
€/Pckg.:	26,52	26,52	23,90

H = HP = PM

ISO-Nr.:	H9740	H9840
Inhalt/Pckg.:	1	1
Art.-Nr.:	279335	281676
€/Pckg.:	14,85	10,58
Maße in mm	3,5 x 11	4 x 10



S-Fräser: Höhere Lebensdauer • Verbesserte Spanabfuhr

Für Metalllegierungen, Kunststoffe, Gips:

Metallleg., elastische Kunststoffe, Titan

Form Verzahnung Durchmesser	S161	S141	S194	S194	S194	S194	S200	S237	S257	S274	S277	S277	S277	S289	S194	S274
	176 060	190 023	190 040	190 045	190 050	190 060	190 023	190 023	190 060	190 060	190 014	190 023	190 040	190 023	137 070	137 060
Art.-Nr.:	196585	267799	196583	195789	205824	202986	201373	201243	206117	193628	205037	221082	-	206951	282783	40544
€/Stck.:	24,78	15,62	23,60	23,60	23,60	23,60	16,02	15,62	23,60	23,60	15,62	15,62	23,60	15,62	25,34	25,34

Für Modellgußlegierungen, Kunststoffe:

Komposite, Metalllegierungen

Form Verzahnung Durchmesser	S141	S194	S194	S194	S198	S198	S237	S257	S274	S277	S277	S289	S289	S289	S194
	140 023	140 023	140 040	140 045	140 016	140 023	140 023	140 060	140 060	140 014	140 040	140 012	140 016	140 023	110 040
Art.-Nr.:	211524	-	196586	209599	204225	212435	210293	-	203287	201066	201368	211192	-	203919	37025
€/Stck.:	15,62	19,66	24,78	24,78	15,62	15,62	15,62	25,28	24,78	15,62	24,78	15,62	15,62	15,62	24,78

Für Titan, EM- und NEM- Legierungen, Kunststoffe, Komposite:
bei stärkerem Druck aggressiv, bei leichtem Druck feines Schliffbild!

Für elast. Kunststoffe:

Für nassen Gips, Kunststoffe:

Form Verzahnung Durchmesser	S141	S194	S194	S194	S198	S198	S200	S237	S274	S277	S277	S289	S274	S274	S274
	134 023	134 023	134 040	134 060	134 023	134 040	134 023	134 023	134 060	134 014	134 040	134 023	212 060	220 060	225 060
Art.-Nr.:	201321	201320	193509	248643	40160	40165	40622	201319	40163	35390	-	35397	196588	192304	201064
€/Stck.:	16,85	19,66	25,34	25,34	16,85	25,34	19,66	16,85	25,34	16,85	25,34	16,85	25,34	23,60	23,60

VERZAHNUNGEN und ANWENDUNGSBEREICHE

134 EM- und NEM-LEGIERUNGEN, TITAN, KUNSTSTOFFE, COMPOSITE QUERHIEBVERZÄHNUNG FEIN, SCHNITTFREUDIG	137 METALL-LEGIERUNGEN, ELASTISCHE KUNSTSTOFFE, TITAN QUERHIEBVERZÄHNUNG FEIN	140 METALL-LEGIERUNGEN, KUNSTSTOFFE KREUZVERZÄHNUNG FEIN	175 KUNSTSTOFFE, GIPS EINFACHVERZÄHNUNG NORMAL	176 KUNSTSTOFFE QUERHIEBVERZÄHNUNG NORMAL
190 METALL-LEGIERUNGEN, KUNSTSTOFFE, GIPS KREUZVERZÄHNUNG NORMAL	212 ELASTISCHE KUNSTSTOFFE, PROTHESEN-KUNSTSTOFFE, GIPS QUERHIEBVERZÄHNUNG EXTRA-GROB	220 KUNSTSTOFFE, GIPS KREUZVERZÄHNUNG GROB	223 NASSER GIPS, EINBETTMASSEN, KUNSTSTOFFE KREUZVERZÄHNUNG EXTRA-GROB	225 NASSER GIPS, EINBETTMASSEN, KUNSTSTOFFE KREUZVERZÄHNUNG EXTRA-GROB
110 METALL-LEGIERUNGEN, KOMPOSITE KREUZVERZÄHNUNG FEIN	NE NICHT-EDELMETALL-LEGIERUNGEN SÄGEVERZÄHNUNG	NEF NICHT-EDELMETALL-LEGIERUNGEN SÄGEVERZÄHNUNG FEIN	KX PROTHESEN-KUNSTSTOFFE KREUZVERZÄHNUNG NORMAL	

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



S-Fräser: Höhere Lebensdauer • Verbesserte Spanabfuhr

Für Modellgußlegierungen, Kunststoffe:



KX-Verzahnung:



Form	S194	S141	S289	S277	S277
Verzahnung	NE	NE	NE	NE	NE
Durchmesser	040	023	023	014	040
Art.-Nr.:	233251	232851	233252	232655	246731
€/Stck.:	25,34	16,85	16,85	16,85	25,34

S194	S141	S277	S289
NEF	NEF	NEF	NEF
040	023	014	023
235931	246630	246730	232648
25,34	16,85	16,85	16,85

S194	S274
KX	KX
040	060
265932	259471
25,34	25,34



Speziell für harte Kunststoffe (z.B. PMMA) & Schienenmaterial

Hartmetallfräser

Für nassen Gips, Kunststoffe: Kreuzverzahnung extra-grob, SGE

Speziell für PMMA und Schienenmaterial, KX

194 223 **Neu**

ISO-Nr.: 194 223... (500 104 194 223 ...)	050	070
Art.-Nr.:	—	24872
€/Stck.:	20,76	20,76

274 223

ISO-Nr.: 274 223... (500 104 274 223 ...)	060
Art.-Nr.:	202651
€/Stck.:	20,76

194 KX

ISO-Nr.: 194 KX... (500 104 194 KX ...)	040
Art.-Nr.:	267659
€/Stck.:	22,50

274 KX

ISO-Nr.: 274 KX... (500 104 274 KX ...)	060
Art.-Nr.:	252703
€/Stck.:	22,50

Für Kunststoffe, Gips: Kreuzverzahnung grob, GE

274 225

ISO-Nr.: 274 225... (500 104 274 225 ...)	060
Art.-Nr.:	12303
€/Stck.:	20,76

144 220

ISO-Nr.: 144 220... (500 104 144 220 ...)	060
Art.-Nr.:	32833
€/Stck.:	20,76

194 220

ISO-Nr.: 194 220... (500 104 194 220 ...)	050	060	070
Art.-Nr.:	31943	32497	25352
€/Stck.:	20,76	20,76	20,76

274 220

ISO-Nr.: 274 220... (500 104 274 220 ...)	060
Art.-Nr.:	32832
€/Stck.:	20,76

Für elastische Kunststoffe, Prothesenkunststoffe: Querhiebverzahnung extra-grob, GSQ

194 212

ISO-Nr.: 194 212... (500 104 194 212 ...)	070
Art.-Nr.:	183065
€/Stck.:	22,50

274 212

ISO-Nr.: 274 212... (500 104 274 212 ...)	060
Art.-Nr.:	183066
€/Stck.:	22,50

Schaftart: Standard Handstück, ISO 104, Ø 2,35 mm

Modellgusstechnik
 Modellherstellung
 Kunststofftechnik
 Kronen- und Brückentechnik

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Hartmetallfräser

Labor- Stichfräser

für Metalllegierungen, Kunststoffe, Gips: Kreuzverzahnung normal, E

**468
211**



L= 11mm

ISO-Nr.: 468 211... <small>(500 104 468 211 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	143501
€/Stck.:	17,13


**468
373**



L= 4mm

ISO-Nr.: 468 373... <small>(500 104 468 373 ...)</small>	010
Art.-Nr.:	–
€/Stck.:	17,13

**001
190**



ISO-Nr.: 001 190... <small>(500 104 001 190 ...)</small>	014*	023*	050
Art.-Nr.:	177549	10897	202652
€/Stck.:	12,72	12,72	20,76

Für Metalllegierungen, Kunststoffe, Gips: Kreuzverzahnung normal, E

**141
190**



L= 8mm

ISO-Nr.: 141 190... <small>(500 104 141 190 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	41043
€/Stck.:	12,72

**144
190**



L= 15mm, L= 12mm

ISO-Nr.: 144 190... <small>(500 104 144 190 ...)</small>	023*	060
Art.-Nr.:	41046	39177
€/Stck.:	17,13	20,76


**187
190**



L= 15mm

ISO-Nr.: 187 190... <small>(500 104 187 190 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	41048
€/Stck.:	17,13

**194
190**




L= 12mm, L= 13mm, L= 13mm, L= 13mm, L= 13mm

ISO-Nr.: 194 190... <small>(500 104 194 190 ...)</small>	023*	040	045	050	060
Art.-Nr.:	41054	41055	59483	41056	55436
€/Stck.:	17,13	20,76	20,76	20,76	20,76

Schaftart: Standard
Handstück, ISO 104

* Packungsgröße
5 Stück für Durch-
messer < 029


**197
190**



L= 4mm, L= 4mm

ISO-Nr.: 197 190... <small>(500 104 197 190 ...)</small>	008*	014*
Art.-Nr.:	40614	32778
€/Stck.:	12,72	12,72

**198
190**



L= 8mm, L= 8mm, L= 9mm

ISO-Nr.: 198 190... <small>(500 104 198 190 ...)</small>	016*	023*	040
Art.-Nr.:	37874	41062	55437
€/Stck.:	12,72	12,72	20,76

**200
190**



L= 15mm

ISO-Nr.: 200 190... <small>(500 104 200 190 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	41063
€/Stck.:	17,13

**225
190**



L= 6mm

ISO-Nr.: 225 190... <small>(500 104 225 190 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	72076
€/Stck.:	12,72



Hartmetallfräser

Für **Metalllegierungen, Kunststoffe, Gips**: Kreuzverzahnung normal, E

237
190

L= 6mm

ISO-Nr.: 237 190... <small>(500 104 237 190 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	64674
€/Stck.:	12,72

239
190

L= 5mm, 10mm, 12mm

ISO-Nr.: 239 190... <small>(500 104 239 190 ...)</small>	029	040	060
Art.-Nr.:	202653	202654	31382
€/Stck.:	20,76	20,76	20,76

254
190

L= 12mm

ISO-Nr.: 254 190... <small>(500 104 254 190 ...)</small>	060
Art.-Nr.:	183070
€/Stck.:	20,76

Schaftart: Standard
Handstück, ISO 104

* Packungsgröße
5 Stück für Durch-
messer < 029

257
190

L= 9mm, 12mm

ISO-Nr.: 257 190... <small>(500 104 257 190 ...)</small>	040	060
Art.-Nr.:	126213	32981
€/Stck.:	20,76	20,76

263
190

L= 11mm, 11mm

ISO-Nr.: 263 190... <small>(500 104 263 190 ...)</small>	040	060
Art.-Nr.:	202655	27526
€/Stck.:	20,76	20,76

274
190

L= 13mm

ISO-Nr.: 274 190... <small>(500 104 274 190 ...)</small>	060
Art.-Nr.:	41068
€/Stck.:	20,76

277
190

L= 3mm, 4.5mm, 13mm, 10mm

ISO-Nr.: 277 190... <small>(500 104 277 190 ...)</small>	014*	023*	040	060
Art.-Nr.:	33314	51950	54482	27546
€/Stck.:	12,72	12,72	20,76	20,76

289
190

L= 8mm

ISO-Nr.: 289 190... <small>(500 104 289 190 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	41071
€/Stck.:	12,72

292
190

L= 15mm

ISO-Nr.: 292 190... <small>(500 104 292 190 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	41073
€/Stck.:	17,13

Für **Kunststoffe, Gips**: Einfachverzahnung normal

001
175

L= 3mm, 4.5mm, 13mm, 10mm

ISO-Nr.: 001 175... <small>(500 104 001 175 ...)</small>	040	050
Art.-Nr.:	19830	202656
€/Stck.:	19,64	19,64

194
175

L= 13mm, 13mm, 13mm, 13mm, 13mm

ISO-Nr.: 194 175... <small>(500 104 194 175 ...)</small>	040	045	050	060	070
Art.-Nr.:	41052	183072	41053	31574	228766
€/Stck.:	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

200
175

L= 15mm

ISO-Nr.: 200 175... <small>(500 104 200 175 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	32480
€/Stck.:	15,45




Hartmetallfräser

Für **Metalllegierungen, Kunststoffe**: Querhiebverzahnung normal, Q




ISO-Nr.: 274 175... <small>(500 104 274 175 ...)</small>	060
Art.-Nr.:	34752
€/Stck.:	19,64




ISO-Nr.: 161 176... <small>(500 104 161 176 ...)</small>	040	050	060
Art.-Nr.:	183067	183068	183069
€/Stck.:	21,93	21,93	21,93


Für **Modellgußlegierungen, Kunststoffe**: Kreuzverzahnung fein, EF




ISO-Nr.: 001 140... <small>(500 104 001 140 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	13063
€/Stck.:	12,72




ISO-Nr.: 010 140... <small>(500 104 010 140 ...)</small>	018*
Art.-Nr.:	24863
€/Stck.:	12,72




ISO-Nr.: 140 140... <small>(500 104 140 140 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	41040
€/Stck.:	12,72




ISO-Nr.: 141 140... <small>(500 104 141 140 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	41042
€/Stck.:	12,72




ISO-Nr.: 144 140... <small>(500 104 144 140 ...)</small>	023*	060
Art.-Nr.:	41045	17679
€/Stck.:	17,13	21,93




ISO-Nr.: 187 140... <small>(500 104 187 140 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	41047
€/Stck.:	17,13




ISO-Nr.: 194 140... <small>(500 104 194 140 ...)</small>	023*	031	040	045	050	060
Art.-Nr.:	41049	83250	41050	31577	32716	49861
€/Stck.:	17,13	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93



ISO-Nr.: 197 140... <small>(500 104 197 140 ...)</small>	014*
Art.-Nr.:	41058
€/Stck.:	12,72



ISO-Nr.: 198 140... <small>(500 104 198 140 ...)</small>	016*	023*	040
Art.-Nr.:	33511	41061	58613
€/Stck.:	12,72	12,72	21,93



ISO-Nr.: 200 140... <small>(500 104 200 140 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	72075
€/Stck.:	17,13

Schaftart: Standard Handstück, ISO 104

* Packungsgröße 5 Stück für Durchmesser < 029



Hartmetallfräser

Für Modellgußlegierungen, Kunststoffe: Kreuzverzahnung fein, EF



225
140

L= 4mm L= 6mm

ISO-Nr.: 225 140... <small>(500 104 225 140 ...)</small>	014*	023*
Art.-Nr.:	41064	41065
€/Stck.:	12,72	12,72

237
140

L= 3mm L= 6mm

ISO-Nr.: 237 140... <small>(500 104 237 140 ...)</small>	014*	023*
Art.-Nr.:	27414	41066
€/Stck.:	12,72	12,72

239
140

L= 12mm

ISO-Nr.: 239 140... <small>(500 104 239 140 ...)</small>	060
Art.-Nr.:	34751
€/Stck.:	21,93

257
140

L= 3,5mm L= 9mm L= 12mm

ISO-Nr.: 257 140... <small>(500 104 257 140 ...)</small>	012*	040	060
Art.-Nr.:	27011	19796	32397
€/Stck.:	12,72	21,93	21,93

263
140

L= 11mm

ISO-Nr.: 263 140... <small>(500 104 263 140 ...)</small>	060
Art.-Nr.:	35466
€/Stck.:	21,93

274
140

L= 13mm

ISO-Nr.: 274 140... <small>(500 104 274 140 ...)</small>	060
Art.-Nr.:	41067
€/Stck.:	21,93

277
140

L= 3mm L= 4,5mm L= 13mm

ISO-Nr.: 277 140... <small>(500 104 277 140 ...)</small>	014*	023*	040
Art.-Nr.:	59296	32546	35427
€/Stck.:	12,72	12,72	21,93

289
140

L= 8mm L= 8mm L= 8mm L= 8mm

ISO-Nr.: 289 140... <small>(500 104 289 140 ...)</small>	010*	012*	016*	023*
Art.-Nr.:	20563	49720	27477	41070
€/Stck.:	12,72	12,72	12,72	12,72

292
140

L= 15mm

ISO-Nr.: 292 140... <small>(500 104 292 140 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	41072
€/Stck.:	17,13

Modellguss Spezialfräser, besonders laufruhig: Kreuzverzahnung fein, EF



194
138

L= 13mm L= 13mm

ISO-Nr.: 194 138... <small>(500 104 194 138 ...)</small>	040	045
Art.-Nr.:	64675	44542
€/Stck.:	21,93	21,93

Schaftart: Standard Handstück, ISO 104

* Packungsgröße 5 Stück für Durchmesser < 029



Hartmetallfräser

Für Titan, elastische Kunststoffe, Prothesenkunststoffe, Metalllegierungen: Querhiebverzahnung fein, AQ




**144
137**



L= 12mm

ISO-Nr.: 144 137... (500 104 144 137 ...)	060
Art.-Nr.:	202657
€/Stck.:	22,50

**194
137**



L= 12mm, L= 13mm, L= 13mm

ISO-Nr.: 194 137... (500 104 194 137 ...)	023*	040	070
Art.-Nr.:	19797	13650	183081
€/Stck.:	18,30	22,50	22,50

**263
137**



L= 11mm

ISO-Nr.: 263 137... (500 104 263 137 ...)	060
Art.-Nr.:	19755
€/Stck.:	22,50


**274
137**



L= 13mm

ISO-Nr.: 274 137... (500 104 274 137 ...)	060
Art.-Nr.:	29593
€/Stck.:	22,50

**277
137**




L= 13mm

ISO-Nr.: 277 137... (500 104 277 137 ...)	040
Art.-Nr.:	17316
€/Stck.:	22,50

Vorteil: Späne werden von der Hand weggeführt!

**194
136**



L= 12mm, L= 13mm

ISO-Nr.: 194 136... (500 104 194 136 ...)	023	040
Art.-Nr.:	248398	245231
€/Stck.:	18,30	22,50

**274
136**



L= 14mm

ISO-Nr.: 274 136... (500 104 274 136 ...)	060
Art.-Nr.:	245233
€/Stck.:	22,50

Für Titan, EM- und NEM- Legierungen, Kunststoffe, Komposite: Schnittfreudige Querhiebverzahnung fein, FSQ



**001
134**



L= 6mm

ISO-Nr.: 001 134... (500 104 001 134 ...)	050
Art.-Nr.:	202658
€/Stck.:	22,50

**141
134**



L= 6mm

ISO-Nr.: 141 134... (500 104 141 134 ...)	023*
Art.-Nr.:	29187
€/Stck.:	14,00

**144
134**




L= 12mm

ISO-Nr.: 144 134... (500 104 144 134 ...)	060
Art.-Nr.:	202659
€/Stck.:	22,50

Schaftart: Standard Handstück, ISO 104

* Packungsgröße 5 Stück für Durchmesser < 029


**194
134**



L= 12mm, L= 13mm, L= 13mm, L= 13mm, L= 13mm, L= 13mm

ISO-Nr.: 194 134... (500 104 194 134 ...)	023*	040	045	050	060	070
Art.-Nr.:	87001	87025	19798	19813	19822	202660
€/Stck.:	18,30	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50

**198
134**



L= 8mm, L= 8mm, L= 9mm

ISO-Nr.: 198 134... (500 104 198 134 ...)	016*	023*	040
Art.-Nr.:	202661	54195	10904
€/Stck.:	14,00	14,00	22,50

**200
134**



L= 15mm

ISO-Nr.: 200 134... (500 104 200 134 ...)	023*
Art.-Nr.:	11384
€/Stck.:	18,30



Hartmetallfräser

Für Titan, EM- und NEM- Legierungen, Kunststoffe, Komposite: Schnittfreudige Querhiebverzahnung fein, FSQ   



ISO-Nr.: 237 134... <small>(500 104 237 134 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	24504
€/Stck.:	14,00



ISO-Nr.: 272 134... <small>(500 104 272 134 ...)</small>	060
Art.-Nr.:	17747
€/Stck.:	22,50




ISO-Nr.: 274 134... <small>(500 104 274 134 ...)</small>	060
Art.-Nr.:	24454
€/Stck.:	22,50




ISO-Nr.: 277 134... <small>(500 104 277 134 ...)</small>	014*
Art.-Nr.:	26410
€/Stck.:	14,00

Kreuzverz. extra-fein  



ISO-Nr.: 289 134... <small>(500 104 289 134 ...)</small>	010*	012*	023*
Art.-Nr.:	202662	202663	29188
€/Stck.:	14,00	14,00	14,00




ISO-Nr.: 292 134... <small>(500 104 292 134 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	202664
€/Stck.:	18,30



ISO-Nr.: 144 110... <small>(500 104 144 110 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	27544
€/Stck.:	17,13

Für Komposite, Metalllegierungen: Kreuzverzahnung extra-fein, EUF  



ISO-Nr.: 194 110... <small>(500 104 194 110 ...)</small>	040	045
Art.-Nr.:	32912	183083
€/Stck.:	21,93	21,93



ISO-Nr.: 198 110... <small>(500 104 198 110 ...)</small>	016
Art.-Nr.:	35062
€/Stck.:	12,72




ISO-Nr.: 237 110... <small>(500 104 277 110 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	35691
€/Stck.:	12,72




ISO-Nr.: 277 110... <small>(500 104 277 110 ...)</small>	014*
Art.-Nr.:	82328
€/Stck.:	12,72

Für Metalllegierungen: Sägeverzahnung NE und Sägeverzahnung fein NEF  



ISO-Nr.: 289 110... <small>(500 104 289 110 ...)</small>	023*
Art.-Nr.:	30807
€/Stck.:	12,72






Form	194	277	289	141	277	194	289	141	277
Verzahnung	NE	NE	NE	NE	NE	NEF	NEF	NEF	NEF
Durchmesser	040	040	023	023	014	040	023	023	014
Art.-Nr.:	228769	247657	228774	228775	228776	228770	228772	228773	247658
€/Stck.:	22,50	22,50	14,00	14,00	14,00	22,50	14,00	14,00	14,00

Schaftart: Standard Handstück, ISO 104
* Packungsgröße 5 Stück für Durchmesser < 029



Hartmetallfräser

linksschneidend (Linkshänder)

Kreuzverzahnung, x-grob	Kreuzverz.,normal	Kreuzverz.,fein	Querhiebverz.,grob	Querhiebverz.,fein	Querhiebverz.,fein
					
ISO-Nr.: 194 224... <small>(500 104 194 224 ...)</small>	274 192... <small>(500 104 274 192 ...)</small>	272 142... <small>(500 104 272 142 ...)</small>	274 139... <small>(500 104 274 139 ...)</small>	194 132... <small>(500 104 194 132 ...)</small>	289 132... <small>(500 104 289 132 ...)</small>
070	060	060	060	023 040	023
Art.-Nr.: 19795	Art.-Nr.: 180404	Art.-Nr.: 182958	Art.-Nr.: 250470	Art.-Nr.: 228768 23469	Art.-Nr.: 200429
€/Stck.: 20,76	€/Stck.: 23,60	€/Stck.: 24,78	€/Stck.: 25,34	€/Stck.: 19,66 25,34	€/Stck.: 16,85



Frästechnik

						<p>Schnelle Anpassung - grob</p> <p>Material: Universal</p>	
137 ● 190				S137 ● 190			
ISO-Nr.: 137 190... <small>(500 103 137 190...)</small>	010	015	023	ISO-Nr.: 137 190... <small>(500 103 137 190...)</small>	015		
Art.-Nr.: 16083	29945	25058		Art.-Nr.: 201596		<p>Alle Frästechnik-Fräser haben einen kurzen Handstück-Schaft</p> <p>Material: Universal</p>	
€/Stck.: 18,30	18,30	18,30		€/Stck.: 19,66			
							
200 ● 190	$\angle 1^\circ$	2°	4°	S200 ● 190	$\angle 1^\circ$		
ISO-Nr.: 200 190... <small>(500 103 200 190...)</small>	020	023/2	031	ISO-Nr.: 200 190... <small>(500 103 200 190...)</small>	020	023/2	
Art.-Nr.: 202669	30453	19827	19828	Art.-Nr.: 203290	203266		
€/Stck.: 18,30	18,30	20,76	20,76	€/Stck.: 19,66	19,66		
							
137 137				S137 137			
ISO-Nr.: 137 137... <small>(500 103 137 137...)</small>	010	015	023	ISO-Nr.: 137 137... <small>(500 103 137 137...)</small>	010	015	023
Art.-Nr.: -	-	243650		Art.-Nr.: 220512	237199	222908	
€/Stck.: 18,30	18,30	18,30		€/Stck.: 19,66	19,66	19,66	
							Material: Titan, Kunststoff



Frästechnik



**200
137**

ISO-Nr.: 200 137...
(500 103 200 137...)

Art.-Nr.: 244854 236896 236897

€/Stck.: 18,30 22,50 22,50



**S200
137**

ISO-Nr.: 200 137...
(500 103 200 137...)

Art.-Nr.: 239445 241479 241481

€/Stck.: 19,66 25,34 25,34

Schnelle Anpassung - grob

Material:
Titan, Kunststoff

	2°	4°	6°
			
	L=13,5mm	L=13,5mm	L=13,5mm



**137
134**

ISO-Nr.: 137 134...
(500 103 137 134...)

Art.-Nr.: 202665 202666 202667

€/Stck.: 18,30 18,30 18,30



**S137
134**

ISO-Nr.: 137 134...
(500 103 137 134...)

Art.-Nr.: 220425 200728 201317

€/Stck.: 19,66 19,66 19,66

Konditionierung - fein

Material:
NEM, Titan, Kunststoff

	L=8mm	L=10mm	L=15mm
			



**200
134**

ISO-Nr.: 200 134...
(500 103 200 134...)

Art.-Nr.: 239768 236892 236894

€/Stck.: 18,30 22,50 22,50



**S200
134**

ISO-Nr.: 200 134...
(500 103 200 134...)

Art.-Nr.: 241855 241856 267377

€/Stck.: 19,66 25,34 25,34

Material:
NEM, Titan, Kunststoff

	2°	4°	6°
			
	L=13,5mm	L=13,5mm	L=13,5mm



**137
135**

ISO-Nr.: 137 135...
(500 103 137 135...)

Art.-Nr.: 26141 26256 25060

€/Stck.: 18,30 18,30 18,30



**200
135**

ISO-Nr.: 200 135...
(500 103 200 135...)

Art.-Nr.: 10855

€/Stck.: 18,30



**200
135**

Ti, NEM, EM:
Glätten

ISO-Nr.: 200 135...
(500 103 200 135...)

Art.-Nr.: 272210

€/Stck.: 18,30

**Glätten-
extrem fein**

Material:
Universal

	L=8mm	L=10mm	L=15mm
			



**S200
140**

ISO-Nr.: 200 140...
(500 103 200 140...)

Art.-Nr.: 268149

€/Stck.: 19,66

Material:
NEM, Titan,
Kunststoff



**137
103**

ISO-Nr.: 137 103...
(500 103 137 103...)

Art.-Nr.: 202668

€/Stck.: 18,30

Material:
NEM, Titan

Vorpolitur - Fein

Alle Frästechnik-Fräser
haben einen kurzen
Handstück-Schaft

	2°
	
	L=13,5mm

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bohrerstände/ Diamantscheiben

Magnetbohrerstände, ORBIS Dental
Standfester, drehbarer Magnetbohrer-
stände aus rostfreiem Material. Farbe:
grau

- Höhe: 103 mm
- Magnetplatte: Ø 115 mm

TOP



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
149056	45,65

Magnetbohrerstände mit Topf, ORBIS Dental
Standfester, drehbarer Magnetbohrer-
stände aus rostfreiem Material. Farbe: rot.
Weitere 6 Töpfchen dienen der Aufnahme
von nicht magnetischen Schleifkörpern.

- Höhe: 103 mm
- Magnetplatte: Ø 115 mm

TOP



Stück

149057	48,95
--------	-------

Diamantscheibe HT, flexibel, ORBIS Dental
Doppelseitig diamantierte HighTech-
Trennscheibe, zum feinen Separieren und
Konturieren von harten Gipsen, Keramik,
Verblendkunststoffen und Kunstharzen.
Die Stanzungen der Scheibe erhöhen die
Ausbringrate und versorgen sie mit küh-
lender Luft. Für schnelles und ruhiges Ar-
beiten, montiert und zentriert.

- Figur 355 - Ø 22 mm
- Stärke 0,17 mm
- Empfohlene Drehzahl: 5 / 10.000 rpm

TOP



Stück

187638	19,45
--------	-------

Diamantscheibe, flexibel, ORBIS Dental
Doppelseitig diamantierte Trennscheibe,
zum feinen Separieren und Konturieren
von harten Gipsen, Keramik, Verblend-
kunststoffen und Kunstharzen. Montiert
und zentriert.

- Figur 355
- Stärke 0,17 mm: Separieren, konturie-
ren
- Stärke 0,19 mm: Separieren, seitli-
ches beschleifen
- Empfohlene Drehzahl: 10 / 20.000 rpm

TOP




Stück

Stärke 0,17 mm, Ø 22 mm	145667	12,55
Stärke 0,19 mm, Ø 19 mm	145665	12,55
Stärke 0,19 mm, Ø 22 mm	145666	12,55

ORBIS Trennscheiben, ORBIS Dental

Die hochwertigen ORBIS Trennscheiben sind besonders bruchfest, aus reinem Siliciumcarbid gefertigt und hinterlassen daher keine dunklen Schleifspuren an Keramik.

- Hohe Standzeit



TOP

Packung 100 Stück

Für sehr feine Separierarbeiten
Stärke 0,20 mm, Ø 22 mm - max. 15.000 rpm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143198 40,75

Packung 200 Stück

Zum Trennen von Gußkanälen an Modellguß- und NEM Gerüsten
Stärke 0,30 mm, Ø 22 mm - max. 15.000 rpm

143288 42,95

Packung 100 Stück

Für Chrom-Kobalt
Stärke 0,60 mm, Ø 25 mm - max. 15.000 rpm

143135 15,55

Packung 25 Stück

Für Chrom-Kobalt und NEM Legierungen mit Glasfaserverstärkung. Sehr hohe Standzeit und sehr abrasiv
Stärke 1,00 mm, Ø 40 mm - max. 25.000 rpm

189367 39,95

ORBIS Trennscheiben Fiber-Disk, ORBIS Dental

ORBIS Trennscheiben Fiber-Disk haben eine Verstärkungseinlage aus Glasfaser und daher keine unangenehme Geruchsentwicklung beim Schleifen.

Vorteile:

- Extreme Bruchfestigkeit
- Lange Lebensdauer bei einer besonders hohen Schnittleistung
- Weniger Instrumentenwechsel



TOP

Packung 25 Stück

Stärke 0,20 mm, Ø 22 mm

266842 46,75

Packung 25 Stück

Stärke 0,30 mm, Ø 22 mm

266843 46,75

Packung 25 Stück

Stärke 0,50 mm, Ø 40 mm

266844 46,75

ORBIS Mandrells, ORBIS Dental

ORBIS Mandrells sind Instrumententräger mit sicherem Halt und sehr gutem Rundlauf. Für alle unmontierten Instrumente, wie Gummipolierer, Filzkegel. Auch mit verstärktem Schaft verfügbar. Dann auch für Polier-, Schleif- oder Trennscheiben, Kreissägen, Steine oder Bürsten geeignet. Die Streifenträger nehmen alle Schleifpapiere in Streifenzuschnitt auf.



TOP

Packung 10 Stück

HD 301 A, Form: konisch, vernickelt

185268 5,85

HD 310 M, Form: zylindrisch, vernickelt

146436 7,15

HD 303/045 RS, mit Fixierschraube

143196 9,45

HD 304/02 RS verstärkter Schaft, mit Fixierschraube

143539 9,45

HD 308 konisch, für Schleifmittel-Streifen, vernickelt

143521 10,45

HA 308 C, zylindrisch, für Schleifmittel-Streifen, chrom

185269 4,65

Plastercut Gipstrennscheiben, Renfert

Plastercut Gipstrennscheiben sind diamantierete Trennscheiben für das Aussägen von Stümpfen aus dem Zahnkranz. Sie ermöglichen schnelle und gerade Schnitte durch den Zahnkranz. Dank des stabilen Trägermaterials zeichnen sich die Trennscheiben durch optimale Laufruhe aus. Die Perforationen in den Scheiben sorgen für Transparenz beim Schneiden.



Stück

30 mm x 0,30 mm

20354 39,00

38 mm x 0,30 mm

235183 49,00

45 mm x 0,35 mm

20079 59,00

Trennscheiben

Sokol Nylon-Super-Separierscheiben, Sokol

Sokol Nylon-Super-Separierscheiben sind doppelseitige Trennscheiben aus Nylon zum Abtrennen von Gusskanälen. Extra dünn sind sie auch für feine Keramik-Separierarbeiten geeignet.



Packung 7/8 doppelseitig

12 Stück
100 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

55341 5,20
55342 25,80

Packung
200 Stück x-dünn

152022 49,50

Dynex Trenn- und Schleifscheiben, Renfert

Mit den Dynex Trenn- und Schleifscheiben wird das Abtrennen und Verschleifen von Gusskanälen sowie das Separieren von Verblendungen jetzt zum Kinderspiel. Die neuen, doppelt faserverstärkten Trennscheiben sind nicht nur wesentlich effektiver in der Anwendung, sie sind auch wirtschaftlicher. Sowohl in der Schnittleistung als auch im Eigenverbrauch sind die in drei Größen erhältlichen Scheiben herkömmlichen Trennscheiben deutlich überlegen.



26 mm x 0,25 mm
22 x 0,3 NEM- und EM-Legierungen in der K+B-Technik

226668 42,00
15335 27,00

Packung 20 Stück

22 mm x 0,25 mm
40 x 0,5 Kobalt-Chrom- und NEM-Legierungen

226705 30,50
16837 54,50

40 mm x 0,7 mm
40 x 1,0 Kobalt-Chrom- und NEM - Legierungen

226638 56,00
15336 56,00

Dynex Brillant Trenn- und Schleifscheiben, Renfert

Dynex Brillant Trenn- und Schleifscheiben sind extrem robuste Trennscheiben mit zweifacher, kreuznetzter Hightech-Glasfaserverstärkung. Geeignet für das Trennen und Beschleifen aller gängigen Legierungen. Diese Trennscheiben bestehen durch eine maximale Schnittleistung bei geringstem Eigenverbrauch. Ein neues Herstellungsverfahren in Kombination mit einem Spezialbindemittel garantiert auch bei extrem hohen Drehzahlen höchste Festigkeit bei geringster Wärmeentwicklung.



Packung Dynex Brillant 10 Stück

20 mm x 0,25 mm

224429 42,00

Dynex Trennscheibe No. 70, Renfert

Die Dynex Trennscheibe No. 70 ist eine extra dünne Spezialtrennscheibe für feinste Keramik-Separierarbeiten. Geringe Wärmeentwicklung.



Packung 50 Stück
22 x 0,2 mm

70068 37,00



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Dynex Trennscheiben für Edelmetalle, Renfert

Dynex Trennscheibe Ultra-Fine:
Extrem dünne und biegebeste Trennscheibe für Edelmetalle. Geeignet für feinste Separierarbeiten.

Dynex Trennscheibe für Edelmetalle:
Dünne und biegebeste Trennscheibe mit geringer Abrasion für Edelmetalle.

Dynex Trennscheibe für Edelmetalle und Keramik:
Universell zum Trennen, Separieren und Schleifen von Edelmetallen und Keramik einsetzbar.



Packung 50 Stück
Ultra-Fine Ø 22 x 0,17 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
74941	70,00

Packung 100 Stück
Für Edelmetalle Ø 22 x 0,3 mm

70069	36,00
-------	-------

Packung 100 Stück
Für Edelmetalle und Keramik Ø 22 x 0,3 mm

20078	39,00
-------	-------

Dynex Trennscheiben für Modellguss, Renfert

Dynex Trennscheiben für Modellguss sind Standard-Trennscheiben zum Abtrennen von Gusskanälen bei Kobalt-Chrom-Legierungen. Besonders empfehlenswert auch zum Verschleifen von Gusskanälen und zur Bearbeitung von Modellgussgerüsten.
Hohe Standzeit bei starker Abtragsleistung.



38 x 0,6 mm


70061	40,00
-------	-------

Packung 100 Stück
24 x 0,6 mm

70065	15,00
-------	-------

Dynex Trennscheiben glasfaserverstärkt, Renfert

Dynex Trennscheiben glasfaserverstärkt sind glasfaserverstärkte Trennscheiben für die Bearbeitung von Kobalt-Chrom und NEM. Sie sind hochwertig und resistent und zeichnen sich durch eine besonders starke Schnittleistung bei extremer Bruchsicherheit aus.
Geeignet zum Abtrennen und Verschleifen von Gusskanälen.



Packung 25 Stück
40 x 1 mm

70052	55,50
-------	-------

Dynex Titanium Trennscheiben, Renfert

Dynex Titanium Trennscheiben sind elastische und stabile, glasfaserverstärkte Trennscheiben, die speziell für Implantat Suprakonstruktionen wie Abutments, Stege und Gerüste aus Titan oder Titanlegierungen geeignet sind.

Vorteile:

- Effizientes Trennen und präzises Bearbeiten durch hohe Elastizität und Stabilität
- Prozesssicherung durch sicheres Trennen und Bearbeiten von Titan und Titanlegierungen
- Wirtschaftliches Arbeiten durch extrem hohe Schnittleistung



Packung 20 Stück
22 x 0,3 mm

244416	28,00
--------	-------

Packung 20 Stück
26 x 0,3 mm

244417	43,00
--------	-------

Schleifsteine

ORBIS Schleifkörper, ORBIS Dental
ORBIS Schleifkörper sind keramische
Spezialschleifkörper aus Siliciumcarbid
und hochwertigem Edelmetall zur Bear-
beitung von Chrom-Kobaltlegierungen,
Die gleichmäßige Körnung und 3 optimal
eingestellte Bindungshärten sorgen für
überragende Schleifergebnisse.

Vorteile:

- Hochfester, rostfreier Schaft
- Perfekter Rundlauf



Packung 100 Stück

- Figur 731
- Figur 732
- Figur 733

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143107	66,95
143108	66,95
143110	66,95

TOP

ORBIS Schleifkörper, ORBIS Dental
ORBIS Schleifkörper sind keramische
Spezialschleifkörper aus Siliciumcarbid
und hochwertigem Edelmetall zur Bear-
beitung von Chrom-Kobaltlegierungen,
Die gleichmäßige Körnung und 3 optimal
eingestellte Bindungshärten sorgen für
überragende Schleifergebnisse.

Vorteile:

- Hochfester, rostfreier Schaft
- Perfekter Rundlauf



Packung 100 Stück

- Figur 731
- Figur 732
- Figur 733

143093	66,95
143095	66,95
143096	66,95

TOP

ORBIS Schleifkörper, ORBIS Dental
ORBIS Schleifkörper sind keramische
Spezialschleifkörper aus Siliciumcarbid
und hochwertigem Edelmetall zur Bear-
beitung von Chrom-Kobaltlegierungen,
Die gleichmäßige Körnung und 3 optimal
eingestellte Bindungshärten sorgen für
überragende Schleifergebnisse.

Vorteile:

- Hochfester, rostfreier Schaft
- Perfekter Rundlauf



Packung 100 Stück

- Figur 731
- Figur 732
- Figur 733

143100	66,95
143101	66,95
143102	66,95


TOP



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Dura-Green-Steine, Shofu


Außergewöhnlich gut geeignet für schnelles, splitterfreies Konturieren und Finieren von Keramik, Komposit, Edelmetall und Amalgam.



Packung 12 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
CN1 HD	75395 17,30
CY2 HD	75399 17,30
CY3 HD	75400 17,30
FL2 HD	75403 17,30


Dura-Green-Steine, Shofu



Packung 12 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
IC2 HD	75408 17,30
IC3 HD	75409 17,30
IC5 HD	75411 17,30
IC7 HD	75413 17,30

Dura-Green-Steine, Shofu




Packung 12 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
IC9 HD	75415 17,30
KN7 HD	75422 17,30
PC1 HD	75423 17,30
PC2 HD	75424 17,30

Dura-Green-Steine, Shofu

Außergewöhnlich gut geeignet für schnelles, splitterfreies Konturieren und Finieren von Keramik, Komposit, Edelmetall und Amalgam.



Packung 12 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
RD1 HD	75425 17,30
TC1 HD	75432 17,30
TC2 HD	75433 17,30
TC4 HD	75435 17,30
WH6 HD	75441 17,30

Heatless Steine, Mizzy

Zum Schleifen von künstlichen Zähnen, Acryl oder Metall. Gleichmäßige Nutzung bis zum Metallkern. Kein Abstumpfen durch Aufnahme von Fremdpartikeln



Stück Ø 25 mm

Nr. 1 Stärke 5 mm	141843 0,68
Nr. 2 Stärke 3 mm	141844 0,68
Nr. 3 Stärke 2,4 mm	141845 0,68

Stück Ø 22 mm

Nr. 4 Stärke 5 mm	141846 0,68
Nr. 5 Stärke 3 mm	141847 0,68
Nr. 6 Stärke 2,4 mm	141848 0,68

Stück Ø 19 mm

Nr. 7 Stärke 5 mm	141849 0,68
Nr. 8 Stärke 3 mm	141850 0,68

Stück Ø 19 mm

Nr. 9 Stärke 2,4 mm	141851 0,68
---------------------	-------------

Stück Ø 16 mm

Nr. 10 Stärke 5 mm	141852 0,68
Nr. 11 Stärke 3 mm	141853 0,68
Nr. 12 Stärke 2,4 mm	141854 0,68

Stück Ø 13 mm

Nr. 13 Stärke 5 mm	141855 0,68
Nr. 14 Stärke 3 mm	141856 0,68
Nr. 15 Stärke 2,4 mm	141857 0,68

Schleifpapier

ORBIS Schleifpapiere, ORBIS Dental
 Verschleißfeste Schleifstreifen, wahlweise mit Papier oder sehr flexiblem Leinen als Trägermaterial. Die gleichmäßige Kornbeschichtung garantiert eine gute Anpassung an Rundungen und Konturen und damit eine gleichmäßige Schleif- und Polierleistung. Vollkunstharzbindemittel für hervorragende Kornhaftung.

- **Schleifpapier: beige**
- **Schleifleinen: braun**



Korundpapier, Rolle 50 m

Körnung	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Körnung 80 µ	162286	12,45
Körnung 100 µ	79212	12,45
Körnung 120 µ	79213	12,45
Körnung 150 µ	79214	12,45
Körnung 180 µ	79215	12,45
Körnung 220 µ	79216	12,45
Körnung 240 µ	79217	12,45
Körnung 400 µ	162289	12,45

Korundleinen, Rolle 50 m

Körnung	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Körnung 80 µ	162291	21,45
Körnung 100 µ	79225	21,45
Körnung 120 µ	79226	21,45
Körnung 150 µ	79227	21,45
Körnung 180 µ	79228	21,45
Körnung 220 µ	79229	21,45
Körnung 240 µ	79230	21,45

TOP

ORBIS Mandrells, ORBIS Dental
 Instrumententräger mit sicherem Halt und sehr gutem Rundlauf. Für alle unmontierten Instrumente, wie Gummipolierer, Filzkegel. Auch mit verstärktem Schaft verfügbar: Dann auch für Polier-, Schleif- oder Trennscheiben, Kreissägen, Steine oder Bürsten geeignet. Die Streifenträger nehmen alle Schleifpapiere in Streifenzuschnitt auf.



- Schaft-Ø 2,35 mm
- Mit gutem Rundlauf

Packung 10 Stück

HD 301 A , Form: konisch, vernickelt	185268	5,85
HD 310 M , Form: zylindrisch, vernickelt	146436	7,15
HD 303/045 RS , mit Fixierschraube	143196	9,45
HD 304/02 RS verstärkter Schaft, mit Fixierschraube	143539	9,45
HD 308 konisch, für Schleifmittel-Streifen, vernickelt	143521	10,45
HD 308 C , zylindrisch, für Schleifmittel-Streifen, chrom	185269	4,65

TOP

MOORPLASTIC Snap-on-off-Scheiben, Moore
 Wasserfeste, langlebige Polierscheibe. Bruchfest und flexibel.

7/8" = 22 mm

3/4" = 19 mm

5/8" = 16 mm



sand, fein 5/8 64933 9,70

Packung 50 Stück

sand, fein 3/4	64932	9,70
sand, fein 7/8	65215	9,70
sand, mittel 5/8	64930	9,70

Packung 50 Stück

sand, mittel 3/4	64929	9,70
sand, mittel 7/8	65216	9,70

Packung 50 Stück

sand, grob 3/4	53801	10,10
sand, grob 5/8	49860	9,70
sand, grob 7/8	65214	10,10



ORBIS®-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Gummipolierer, ORBIS Dental

Unmontierte Gummipolierer für alle Polierarbeiten, bis hin zum Hochglanz. Geringe Wärmeentwicklung dank feinsten Polierkörper aus Siliciumcarbid und elastischer Bindung in hochwertiger Hartgummi-Masse. Optimale Drehzahl, je nach Durchmesser: Zwischen 6.000 und 12.000 rpm

- **Schwarz: Hart**, zum Finieren und Polieren von Chrom-Kobaltlegierungen
- **Grün: Standard**, zum Entfernen von Riefen und zum Polieren von Chrom-Kobaltlegierungen
- **Blau:** Zur Hochglanzpolitur von unedlen und halbedlen Metallen sowie Chrom-Kobaltlegierungen



Packung 100 Stück, schwarz

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Rad	143020 27,95
Walze	143273 27,95
Linse	143017 33,55

Packung 100 Stück, grün

Rad	143019 27,95
Walze	143022 27,95
Linse	143016 33,55

Packung 100 Stück, blau

Rad	143018 27,95
Walze	143021 27,95
Linse	143015 33,55

TOP

Mandrells, ORBIS Dental

Instrumententräger mit sicherem Halt und sehr gutem Rundlauf. Für alle unmontierten Instrumente, wie Gummipolierer, Filzkegel. Auch mit verstärktem Schaft verfügbar: Dann auch für Polier-, Schleif- oder Trennscheiben, Kreissägen, Steine oder Bürsten geeignet. Die Streifenträger nehmen alle Schleifpapiere in Streifenzuschnitt auf.

- Schaft-Ø 2,35 mm
- Mit gutem Rundlauf



Packung 10 Stück

HD 301 A, Form: konisch, vernickelt	185268	5,85
HD 310 M, Form: zylindrisch, vernickelt	146436	7,15

HD 303/045 RS, mit Fixierschraube	143196	9,45
HD 304/02 RS verstärkter Schaft, mit Fixierschraube	143539	9,45

HD 308 konisch, für Schleifmittel-Streifen, vernickelt	143521	10,45
HD 308 C, zylindrisch, für Schleifmittel-Streifen, chrom	185269	4,65

TOP

Polisoft, Renfert

Polisoft
Vorpolierer für **alle Metalle**. Hohe Standzeit. Erzielt schnellen Glanz und glättet ohne Riefenbildung.

Polisoft A
Gleiches Anwendungsgebiet wie Polisoft. Erhöhte Abrasivität. Für **Chrom-Kobalt** und **NE-Legierungen**



Packung 50 Stück Form Rad, Ø 22 mm, Stärke 3 mm Polisoft	81113	33,50
---	-------	-------

Packung 50 Stück Form Rad, Ø 22 mm, Stärke 3 mm Polisoft A	52499	30,50
---	-------	-------



ORBIS®-Produkte
Qualität die sich auszahlt

Polierer montiert/unmontiert

ORBipol tec, ORBIS Dental

Dreistufiges Poliersystem für prothetische und kieferorthopädische Werkstoffe. Mit dem grünen Orbipol tec-K Instrument wird ein schneller Materialabtrag erzielt. Kratzer verschwinden, die Oberflächen werden geglättet. Das graue Orbipol tec-F Instrument erlaubt eine feinere Glättung der Oberflächen, bis hin zu einem leichten Glanz. Mit dem gelben Orbipol tec-K Instrument entsteht eine Hochglanzpolitur. Der Einsatz einer Polierpaste ist dazu nicht erforderlich.

• Empfohlene Drehzahlen:

für tec-K (grün) und tec-F (grau): 10 - 15.000 rpm

für tec-P (gelb): 5 - 7.000 rpm

• Montiert für Handstück



Packung 6 Stück

K- Torpedo, grün

F- Torpedo, grau

P- Torpedo, gelb

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

34369 15,65

34370 15,65



34371 15,65

TOP

Aaba Universal-Vorpolierer, Kerr

Anwendung: Intermittierend und ohne Druck anzuwenden, nass oder trocken. Maximal 20.000 U/min. Sterilisierbar.

• Unmontiert



Packung 12 Stück

T 12

L15

R22

72539 16,67

72528 16,67

72535 16,67

Brownie, Shofu

Silikon-Polierer, die mit hochwertigen integrierten Poliermitteln versehen sind, sorgen für ein schnelles und brillantes Polieren von Edelmetall und Amalgam. Benutzen Sie Brownies, um eine glatte Oberfläche zu erreichen, Greenies für die Glanzpolitur und Supergreenies (mit gelb markiertem Schaft) für den Hochglanz.



Packung 12 Stück

HD KN7 0271

HD Floppie 0458

HD WH6 0273

HD PC2 0272

75552 18,70

84473 18,70

75554 18,70

75553 18,70

Greenie, Shofu

Zur Glanzpolitur von Amalgam und Edelmetall



Packung 12 Stück

HD KN7 0274

HD Floppie 0459

HD WH6 0276

HD PC2 0275

75558 18,70

84474 18,70

75560 18,70

75559 18,70

Polierer montiert/unmontiert

Supergreenie, Shofu

Zur Hochglanzpolitur von Amalgam und Edelmetall



Packung 12 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
HD KN7 0277	18,70
HD PC2 0278	18,70
HD WH6 0279	18,70

CeraMaster, Shofu

Diese Polierer wurden speziell für die Hochglanzpolitur von Keramik entwickelt. Sie sind ideal für den Einsatz in der Zahnarztpraxis oder im Dentallabor. Eine einzigartige Silikonmischung und Verteilung der Diamantpartikel macht CeraMaster zur besten Wahl für die Keramikpolitur.



Sortiment 4 Stück

Winkelstück	54930	43,90
Handstück	54950	43,90

Packung 3 Stück

Walze WI	28752	32,90
Linse WI	28753	32,90
Kelch WI	28754	32,90
Minispitze WI	28755	32,90

Packung 3 Stück

Walze HD	28756	32,90
KN7 HD	28757	32,90
WH6 HD	28758	32,90
Minispitze HD	28759	32,90

CompoMaster, Shofu

Die CompoMaster Polierer sind speziell für die Glanzpolitur von Kompositrestaurationen bestimmt. Die gezielt ausgewogene Mischung und Größe der Diamantpartikel erzeugt eine äußerst homogene und glatte Oberfläche auf jedem Kompositmaterial.



Sortiment 4 Stück

Winkelstück	54977	43,90
Handstück	54980	43,90

Packung 3 Stück

Walze WI	28744	32,90
Linse WI	28745	32,90
Kelch WI	28746	32,90
Minispitze WI	28747	32,90

Packung 3 Stück

Walze HD	28748	32,90
KN7 HD	28749	32,90
WH6 HD	28750	32,90
Minispitze HD	28751	32,90

Diamantpolierer, Becht

Mit reiner Diamantkörnung gefüllter zähe-elastischer Polierer für feinste Oberflächenbearbeitung von Keramik. Korrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand möglich. Verwendbar mit und ohne Bimsstein. Sehr langlebig durch niedrige Umdrehungszahlen von 1.000 - 5.000 upm.



Stück

Flamme HD Ø 4 mm	33316	8,05
Rad HD Ø 11 mm	33317	8,05

Polierer montiert/unmontiert

EVE Diasynt Plus, Vetter

Diamant Schleifer zum Schleifen und Formen von Keramiken (incl. aller Oxidkeramiken). Die minimierte Hitzeentwicklung schützt das bearbeitete Material vor Mikrorissbildung.

Drehzahl: **8.000 - 25.000 RPM**



Stück


Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
DYP-8g	19201 13,20
DYP-9g	19218 13,20
DYP-13g	19224 10,00
DYP-14g	19226 13,20
DYP-15g	40231 22,80

EVE Diapol grob HD, Vetter

Diamantpolierer zum Abtragen von Keramik und Metall

Körnung: **grob**

Drehzahl: **7.000 - 12.000 RPM**



Stück

L26Dg Linse	73710 34,50
H2Dg Spitze	177935 8,30
H8Dg Rad	194135 8,30
R17Dg Rad unmontiert	10179 19,90
SL20Dg Scheibe	19209 19,90

EVE Diapol mittel HD, Vetter

Diamantpolierer zum Glätten von Keramik und Metall.

Körnung: **mittel**

Drehzahl: **7.000 - 12.000 RPM**



Stück


L26Dmf Linse	73707 34,50
H2Dmf Spitze	10346 8,30
H8Dmf Rad	135554 8,30
R17Dmf Rad unmontiert	158984 19,90
SL20Dmf Scheibe	19210 19,90

EVE Diapol fein HD, Vetter

Diamantpolierer zum Hochglanzpolieren von Keramik und Metall

Körnung: **fein**

Drehzahl: **7.000 - 12.000 RPM**



Stück

L26D Linse	73716 34,50
H2D Spitze	10345 8,30
H8D Rad	81082 8,30
R17D Rad unmontiert	89494 19,90
SL20D Scheibe	19212 19,90

EVE Silikonpolierer, weiß, Vetter

Universelle Silikonpolierer zum Abtragen von Keramik, Edelmetall, Kunststoff.

Körnung: **grob**


Drehzahl: **7.000 - 10.000 RPM**



Packung 100 Stück

K 11 / 11 x 6 mm Kelch	81938 37,60
L 22 / 22 x 4 mm Linse	81969 37,60
R 22 / 22 x 3 mm Rad	81970 37,60
S 6 / 6 x 24 mm Spitze	81964 37,60

PRÄZISE SCHLEIFINSTRUMENTE



DIACON



Präzises Ausdünnen von Kronenrändern

- Zum Ausdünnen von Veneer- und Kronenrändern
- Reduziert das Risiko von Abplatzungen
- Effizienter Materialabtrag bei gleichzeitiger Vorpolitur der Oberfläche
- Für die Bearbeitung aller keramischen Materialien



NEW

Perfect Surfaces.

Polierer montiert/unmontiert

EVE Technik Polierer, Vetter
Silikonpolierer zum Abtragen von Prothesen-Kunststoff.
Frabe: **dunkelgrün**
Körnung: **grob**
Drehzahl: **5.000 - 12.000 U/min.**



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
H330K	170982 22,50
H332K	188080 22,50
H334K	181240 22,50
H336K	19359 22,50

EVE Technik Polierer, Vetter
Silikonpolierer zum Glätten von Prothesen-Kunststoff.
Frabe: **grau**
Körnung: **mittel**
Drehzahl: **5.000 - 12.000 U/min.**



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
H330Km	170987 22,50
H332Km	20082 22,50
H334Km	166970 22,50
H336Km	18540 22,50

EVE Technik Polierer, Vetter
Silikonpolierer zum Hochglanzpolieren von Prothesen-Kunststoff.
Frabe: **gelb**
Körnung: **fein**
Drehzahl: **5.000 - 12.000 U/min.**



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
H330Kf	165008 22,50
H332Kf	20083 22,50
H334Kf	181241 22,50
H336Kf	20084 22,50

Super Acrylic Polierer, Kerr
Speziell für die Bearbeitung von prothetischen Acrylaten
Farbe **hellblau, fein**



Packung 6 Stück

Flamme HD 2412	66664 24,14
Granate HD 2422	66665 24,14
Flamme HD 2432	66666 24,14
Zylinder HD 2442	66667 24,14

Packung 12 Stück unmontiert

Flamme schmal 2430	65659 24,14
Zylinder 2440	65660 24,14

Super Acrylic Polierer, Kerr
Speziell für die Bearbeitung von prothetischen Acrylaten
Farbe **dunkelblau, grob**



Packung 6 Stück

Flamme HD 2312	66291 24,14
Granate HD 2322	66292 24,14
Flamme HD 2332	66293 24,14
Zylinder HD 2342	66294 24,14

Packung 8 Stück

sortiert je 1 Polierer fein und grob aller Formen 2302	66290 27,02
--	--------------------

ORBIS Polierbürsten, schmal, ORBIS Dental

Schmale Polierbürsten mit Metallkern, spitze Kontur. Geeignet zur Vor- und Nachpolitur von Kunststoffen. Die schmalen, 1-reihigen Bürsten sind besonders geeignet für schlecht zugängliche Interdentalräume in der Kunststofftechnik.

- Metallkern und -zentrum
- Drehzahl 6.000 - 10.000 rpm
- Metallkern und Kunststoffzentrum
Drehzahl 1.500 - 5.000 rpm



Stück mit Metallkern und -zentrum

Borsten schwarz, hart, 1-reihig, spitz - Ø 23/49 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143292 1,65

Stück mit Metallkern und Kunststoffzentrum

Borsten schwarz, hart, 1-reihig, spitz - Ø 23/49 mm

143291 2,05

Stück mit Metallkern und Kunststoffzentrum

Ziegenhaar, weich, 1-reihig, spitz - Ø 23/49 mm

147439 2,05

TOP

ORBIS Polierbürsten, Kunststoffkern, ORBIS Dental

Schmale und mittelbreite Polierbürsten, spitze Kontur. Mit schwarzen Chunking-Borsten. Geeignet zur Vor- und Nachpolitur von Kunststoffen. Die schmale, 1-reihige Bürste ist besonders geeignet für schlecht zugängliche Interdentalräume in der Kunststofftechnik.

- 1-reihig: Drehzahl 1.500 - 5.000 rpm
- Mehrreihig: Drehzahl 6.000 - 10.000 rpm



Stück mit Kunststoffkern

1-reihig, spitz - Ø 26/44 mm

24228 1,35

Stück mit Kunststoffkern

2-reihig, spitz - Ø 55 mm

143296 1,45

Stück mit Kunststoffkern

3-reihig, spitz - Ø 55 mm

143293 1,75

TOP

ORBIS Polierbürsten, Holzkern, ORBIS Dental

Polierbürsten, 4-reihig, breite oder spitze Kontur. Mit weichen, schwarzen Standardborsten. Geeignet zur Vor- und Nachpolitur von Metallen und Kunststoffen. Mit Holzkern.

- Drehzahl 1.500 - 5.000 rpm
- Tipp: Vor dem ersten Einsatz gut wässern!



Stück mit Holzkern

vierreihig, breit - Ø 40/80 mm

143285 3,10

Stück mit Holzkern

vierreihig, spitz - Ø 40/80 mm

145468 3,10

TOP

ORBIS Radbürsten, unmontiert, ORBIS Dental

Miniatur-Radbürsten, unmontiert für Handstück-Mandrell. Zum feinen Ausarbeiten und Polieren von zahntechnischen Werkstücken.



Packung 12 Stück

Kunststoffborsten, hart, schwarz - Ø 17 mm

145005 9,95

hart, schwarz - Ø 19 mm

145006 9,95

hart, schwarz - Ø 21 mm

145007 9,95

Packung 12 Stück

Ziegenhaaborsten, weich, weiß - Ø 17 mm

145008 10,45

weich, weiß - Ø 19 mm

145009 10,45

weich, weiß - Ø 21 mm

145010 10,45

TOP

Polierbürsten

ORBIS Pinselbürsten, ORBIS Dental
 Miniatur-Pinselbürsten, montiert für Handstück. Zum feinen Ausarbeiten und Polieren von zahntechnischen Werkstücken.

TOP



Packung 12 Stück
 Ziegenhaarborsten, weich, weiß

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
185272	9,95

Packung 12 Stück
 Kunststoffborsten, hart, schwarz

185273	9,95
--------	------

ORBIS Silberdrahtbürsten, ORBIS Dental
 Universell einsetzbare Bürsten für die Reinigung und Politur hochempfindlicher Metalloberflächen. Hinterläßt keine Spuren auf kupferhaltigen Legierungen.
 • Draht-Ø nur 0,08 mm

TOP



Packung 12 Stück
 Rad, montiert, Ø 19 mm

146175	26,35
--------	-------

Packung 12 Stück
 Pinsel, montiert

146568	25,75
--------	-------

ORBIS Radbürsten, montiert, ORBIS Dental
 Universell einsetzbare Bürsten für die Hochglanzpolitur von Metall, Edelmetall, Composite und Keramik. Empfehlenswert für gezieltes Polieren bei Kunststoffrestaurationen.
 • Montiert für Handstück

TOP



Packung 25 Stück
 Typ 9 soft, Ø 15 mm
 Typ 11 standard, Ø 18 mm
 Typ 11 soft, Ø 18 mm
 Typ 12 soft, Ø 20 mm

128727	23,45
128728	23,45
128724	23,45
128725	23,45

Polierbürste Calibris
 Ø 40/80 mm mit Plastikkern, 3 Reihen Borsten, 2 Reihen Nesselinlage



Stück
ab 10 Stück
ab 50 Stück

145560	5,18
	4,66
	4,43

Bison Polierbürste, Renfert
 Die einzigartige Haarmischung sorgt für eine kräftige und schnelle Hochglanzpolitur auf **Legierungen, Keramik** und **Verbundkunststoffen**.



Packung 25 Stück
 Ø 14 mm
 Ø 18 mm

80930	34,50
80929	38,50

Packung 100 Stück
 Ø 14 mm
 Ø 18 mm

76281	124,00
76280	145,50

Dia-Finish L, Renfert

Filz durchsetzt mit Diamant-Partikeln, kombiniert Härte mit Abrieb mit sanftem Polieren



Packung 12 Stück

Ø 12 mm, Rad mittelhart
Ø 12 mm Rad hart
Ø 12 mm Linse hart

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
89764	17,00
32405	17,00
207597	17,00

Einlagebürsten, Becht

Nesseleinlagen

3 Reihen Borsten, 2 Reihen Nessel
Nr. 173.3

4 Reihen Borsten, 3 Reihen Nessel
Nr. 173.4

Ledereinlagen

3 Reihen Borsten, 2 Reihen Leder
Nr. 174.3



Stück 40 / 80 mm

173.3

173.4

174.3

45861	7,30
45862	10,65
45863	9,95

Filzkegel, Polirapid



Stück

Größe 25 x 15 mm

Größe 30 x 15 mm

Größe 35 x 20 mm

Größe 40 x 20 mm

Größe 50 x 25 mm

Stück

Größe 60 x 30 mm

149389	1,04
149390	1,18
167808	1,73
149392	1,86
167810	2,97

149393	4,68
--------	------

Gaumen-Polierbürste, Polirapid

Für den Poliermotor mit Kunststoffkörper.
Für schwer zugängliche Stellen



Stück Nr. 145

52767	9,17
-------	------

Spezialbürste für Modellguss, Renfert

OK-Bürste, **speziell für Stahl**, mit Kunststoffkern Ø 50/ 65 mm schwarz spitz, zweireihig



Stück

ab 10 Stück

145386	2,83
	2,55

Polierbürsten

Robinson-Bürstchen

Handstück, mit Metallkern



Packung 12 Stück

Ø 15 mm Typ 9 soft
 Ø 15 mm Typ 9 x-hart
 Ø 18 mm Typ 11 soft
 Ø 18 mm Typ 11 standard
 Ø 18 mm Typ 11 x-hart
 Ø 20 mm Typ 12 soft
 Ø 20 mm Typ 12 standard

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
54957	12,50
54959	12,50
51317	12,50
54962	12,50
54963	12,50
54960	12,50
53847	12,50

Garnrundbürsten, Polirapid

Rundbürste mit konischem Kunststoffkern.



Stück Rundbürste

20 L Ø 90 mm, Stärke ca. 13 mm
 20 L Ø 80 mm, Stärke ca. 13 mm

59019	5,03
59020	4,76

Stück Rundbürste

20 Ø 90 mm, Stärke

52733	4,68
-------	------

Schmalbürsten, Polirapid

Mit Kunststoff-Zentrum, Ziegenhaar, weiß, Ø 48 mm.



Stück
 ab 100 Stück

52766	2,21
	1,99

Schmalbürsten, Polirapid

Mit Aluminium-Zentrum, konisch, Ziegenhaar, weiß, Ø 50 mm.



Stück
 ab 100 Stück

52752	2,21
	1,99

Slim Polierbürste, Renfert

Besonders geeignet für das Polieren von Interdentalräumen und an Kunststoffprothesen.

Schmale Bürste für präzise Polierarbeiten. Zwischenräume der Bürsten sorgen für Kühlwirkung. Weiche Borsten verhindern starke Abrasion.

Ø = 45 mm

• Max. Drehzahl = 4.000 U/min



Packung
 12 Stück

61080	33,50
-------	-------

Packung
 100 Stück

63875	237,50
-------	--------

Spezial-Rundlochbürste, Becht

Der kurze Borstenbesatz verleiht dieser Bürste die außergewöhnliche Steife und Härte, die für das rationelle Bearbeiten von **Stahl und Keramik** notwendig ist. Mit Plastik-Körper und Holzbuchse.



Stück 2-reihig

Größe 40/Ø 60 mm Nr. 178.1
 Größe 50/Ø 70 mm Nr. 179.1

45868	2,65
45869	3,90

Faltenschwabbel 29 D, Polirapid
Polierscheibe mit plissiertem Baumwollstoff und konischem Kunststoffkern



Stück Ø 100 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
52716	8,52

Flanellschwabbeln, Polirapid
Polierscheiben aus weichem Flanellstoff
Ø 100 mm, Stärke 12 mm



Stück
Konischer Kunststoffkern

60101	5,03
-------	------

Stück
Lederkern

60102	5,03
-------	------

Nesselschwabbeln, Polirapid
Polierscheiben aus feinem Baumwollstoff.
Ø 100 mm, Stärke 7 mm.




Stück
mit konischem Kunststoffkern

60103	5,03
-------	------

Stück
mit Lederkern

60085	5,03
-------	------

Polierschwabbeln, Polirapid
HD Ø 21 mm



Packung 6 Stück

Garn Nr. 103
Leder Nr. 100
Flanell Nr. 102
Nessel Nr. 102N

149394	6,66
52864	9,42
52884	6,66
52904	6,66

Wildlederschwabbeln, Polirapid
Ø 90 mm



Stück
gefranst Nr. 21

60104	17,82
-------	-------

Stück
Glatt Nr. 21A

60105	15,37
-------	-------

Polierpasten

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
185271	21,95

Diamantpolierpaste, ORBIS Dental
Wasserlösliches Diamantpoliermittel mit hochwertigen Naturdiamanten. Die gleichmäßige Korngröße von nur 2 µ ermöglicht die Hochglanzpolitur von Keramik, Edelmetallen und NEM-Aufbrennlegierungen. Sparsame Anwendung aus der Dosierspritze.

Spritze 5 g



TOP

Polierpaste Zauberglanz
Universeller Einsatzbereich.

Block 500 g

226033 14,00



Unipol Polierpaste

Block 700 g

156168 6,30



Bims-Sep, ERNST HINRICHS Dental

- Gebrauchsfertige Anmischflüssigkeit für Bimssteinpulver und Poliresin
- Hohe bakterizide und fungizide (z.B. Candida albicans) Wirkung
- Verhindert wirksam unangenehme Gerüche
- Verzögert dauerhaft die Austrocknung des Poliermittels
- Formaldehydfrei und biologisch abbaubar

Flasche 1 Liter

24101 16,87

Kanister 5 Liter

24102 78,03



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Bimssteinpulver, ERNST HNRICHS Dental

Ein quarzfreies Poliermittel in den Mahlungen fein, mittel und grob, keine Silikosegefahr und hervorragende Arbeitseigenschaften. ERNST HNRICHS Bimssteinpulver ist ein unbehandeltes und umweltfreundliches Naturprodukt und kann Gebrauch problemlos entsorgt werden.



Beutel 5 kg

Körnung: **fein**
Körnung: **mittel**
Körnung: **grob**

Eimer 5 kg

Körnung: **grob**

Eimer 10 kg

Körnung: **fein**
Körnung: **mittel**

Sack 25 kg

Körnung: **fein**
Körnung: **mittel**
Körnung: **grob**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

60100 **19,65**
186339 **19,65**
186341 **19,65**

217350 **20,38**

39111 **31,83**
63762 **31,83**

63757 **50,90**
63761 **50,90**
63759 **50,90**

Dia-Glace Diamantpolierpaste, Yeti

Hochglanzpolierpaste für Composites, Verblendmaterialien und Metalle.



Dose 5 g

61578 **80,50**

Harzer Bimsmäuschen, Siladent

Für den universellen Einsatz beim Reinigen und Polieren.

- Reinigt Laborinstrumente von Schmutzpartikeln
- Abrasive Schleifwirkung von stark verschmutzten Oberflächen (Metall, Kunststoff, etc.)



Stück 80 g

159733 **3,90**

Hochglanzemulsion, Mumioform

Auf die fertige polierte Arbeit werden einige Tropfen mit einem Wattebäuschchen gleichmäßig aufgetragen. Nach wenigen Minuten ist die weiße Emulsion verschwunden und die Oberfläche der Arbeit versiegelt. **Warmluft beschleunigt die Austrocknung.**



Flasche

100 ml
250 ml

177626 **24,00**
177627 **35,00**



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Polierpasten

Kohinoor L, Renfert

Adhäsive Diamantpolierpaste zur Hochglanzpolitur von keramischen Oberflächen. Zähviskose Einstellung. Damit wird eine adhäsive Kraft erzielt, die eine gute Aufnahme auf den Filz sowie gute Haftung an dem zu bearbeitenden Objekt garantiert.



Dose 5 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
68042	50,50

Mirawet, Hager & Werken

Konservierende Anmischflüssigkeit für alle Bimssteinpulver

- Hält die Poliermasse den ganzen Tag cremig
- Konservierende Eigenschaften
- Unbedenklich bei Hautkontakt
- PH-neutral
- Biologisch abbaubar und formaldehydfrei



Kanister 5 Liter

65103	47,30
-------	-------

Polierpaste, Polirapid

P1 rot

Für die Hochglanzpolitur von Gold und Stahl.

P2 grün

Für die Hochglanzpolitur von rostfreiem Stahl, Platin, Silber, etc.

P3 blau

Für die Hochglanzpolitur von Kunststoff und Kautschuk.



Blöcke 50 g

P1	53297	3,33
P2	53382	3,33
P3	53383	3,33

Polierpaste Nr. 513 beige, Renfert

Paste für die Hochglanzpolitur aller Prothesenkunststoffe.

Vorteile:

- Harte Polierpaste für spiegelglatte Oberflächen
- Sehr ergiebig
- Feinkörnige Konsistenz



Packung 200 g

148099	8,67
--------	------

Polierpaste Opal L Nr. 520, Renfert

Weißer Hochglanzpolierpaste für alle Verblendkunststoffe zur Politur am Handstück.

Vorteile:

Besonders für lichthärtende Kunststoffe geeignet. Glättet zügig ohne Strukturveränderung der Oberfläche. Schnelle Polierwirkung.



Opal-L Nr. 520

35 g Spezial-Hochglanz-Polierpaste für Verblendkunststoffe und Kunststoffzähne

32122	11,00
-------	-------

Polierpasten

Poliresin, ERNST HINRICHS Dental
Speziell für die Bearbeitung von Kunststoffprothesen, geruchsneutrales Poliermittel. Verarbeitung wie mit Bimssteinpulver, jedoch ist Poliresin® extrem abrasiv, glättend und hat eine um 30% höhere Standzeit. Durch die kristalline Struktur von Poliresin® wird der Kunststoff schonend poliert und der Zeitaufwand der Hochglanzpolitur erheblich reduziert.



Beutel 2 kg

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

27531 18,03

Sack 10 kg

27533 69,23

Saphir Polierpaste, Renfert
Spiegelnder Hochglanz bei Gold- und NEM-Legierungen.



Block 250 g

74942 22,50

Steribim Super, Bego
Hochleistungs-Poliermittel für Kunststoffprothesen mit keimtötender Wirkung. Formaldehydfrei, quarzfrei, hautfreundlich.



Eimer 10 kg

22339 75,90

Universal Polierpaste, Ivoclar Vivadent technical
Hervorragend geeignet zum Polieren von Kunststoff und Metall.



Tube 100 ml

144321 8,10



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Strahlmittel

Occlublast, ORBIS Dental

Perlstrahlmittel aus reinem Natronglas, bleifrei. Ideal zum Glätten oder Glänzen von EM- und NEM-Legierungen, ohne Materialabtrag!

- **50 µ: Entfernt auch Zahnstein und Gipsreste**
- **125 µ: Entfernt auch Einbettmassen und Stumpfmateriale bei metallfreien Keramikronen**



Körnung 50 µ

Kanister 5 kg
Eimer 25 kg

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

265359 **16,75**
143525 **67,75**

Körnung 125 µ

Kanister 5 kg
Eimer 25 kg

265358 **16,75**
143527 **67,75**

TOP

Strahlkorund, ORBIS Dental

Nichtmetallisches, hochwertiges synthetisches Feinstrahlmittel aus reinem Aluminiumoxyd. Frei von Quarz und anderen Schadstoffen.

- **50 µ Entfernt Einbettmassen, Oxide und Schmutz von Edelmetallgerüsten und Keramik**
- **110 µ - 150 µ: Ideal zur Bearbeitung von Gold, halbedlen Legierungen und NEM-Legierungen**
- **210 µ - 250 µ: Zur Bearbeitung von Chrom-Kobalt-Legierungen**



Körnung 50 µ

Kanister 5 kg
Karton 25 kg

265355 **21,95**
148020 **89,95**

Körnung 110 - 150 µ

Kanister 5 kg
Karton 25 kg

265354 **21,95**
148021 **89,95**

Körnung 210 µ - 250 µ

Kanister 5 kg
Karton 25 kg

265356 **21,95**
148022 **89,95**

TOP

Korox Edelkorund-Abstrahlmittel, Bego

Aus 99,6% Aluminium-Oxid. Alpha-Korund mit großer Härte. Bleibt bis zum Verschleiß scharfkantig. Neben der effizienten Entfernung von Einbettmasse- und Oxidresten empfiehlt sich Korox® 250 besonders zur Oberflächenkonditionierung bei edelmetalfreien Legierungen vor dem keramischen Brand! Korox entspricht den Vorschriften der Berufsgenossenschaften.



Korngröße 250 µ

8 kg
20 kg

62850 **51,90**
25931 **103,90**

Korngröße 110 µ

8 kg
20 kg

62851 **51,90**
25930 **103,90**

Korngröße 50 µ

8 kg
20 kg

62852 **51,90**
25929 **103,90**

Korngröße 25 µ

8 kg

62853 **86,90**

Perlblast-Abstrahlmittel, Bego

Perlblast besteht aus winzigen Perlen bleifreiem Natronglases. Durch die kontrollierte Kugelform wird die Legierungsoberfläche verdichtet und nicht abgetragen. Bei sämtlichen Kronen- & Brückenlegierungen kann Perlblast zum Mattstrahlen der Kaufflächen eingesetzt werden.



Korngröße 50 µ micro

8 kg
20 kg

62831 **51,90**
25933 **103,90**

Korngröße 125 µ

8 kg
20 kg

62854 **51,90**
25932 **101,90**

Spezial-Edelkorund, Harnisch & Rieth

Aluminiumoxid zum Säubern von Oberflächen.



Klasse 30 B / 50 µ

8 kg

46397 **198,00**

Klasse 60 B / 120 µ

2 kg
6 kg

163154 **34,00**
46452 **82,00**

Klasse EW 80 / 180 µ

6 kg

46488 **69,00**

Klasse EW 60 / 250 µ

6 kg

46453 **49,00**

10

Gipsspatel und Gipsmesser	340-341
Messer	339
Messinstrumente	342-343
Modellierinstrum. - Keramik - K + B	334-335
Modellierinstrumente - Wachs	328-333
Pinsel	336-338
Sonstige Instrumente	348-349
Zangen	344-347

Modellierinstrumente - Wachs

Wachsmesser, nach Antkoviak, ORBIS Dental
Wachsmesser, einendig. Mit Griff aus Kunststoff und auswechselbarer Klinge.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück
Länge: 115 mm, RS

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143230 5,15

Stück
Ersatzklinge mit Gewinde

141414 3,75

Wachsmesser, nach Ermert, ORBIS Dental
Wachsmesser, doppelendig. Mit Griff aus Kunststoff und festen Klingen. Gute Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten. Erlaubt präzises modellieren, schneiden, schaben und ausformen.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück
Länge: 130 mm

143231 6,55

Wachsmesser, nach Fahnenstock (Kunststoff), ORBIS Dental
Wachsmesser, doppelendig. Mit Kunststoffgriff und festen Klingen.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück
Länge: 130 mm

143242 4,10



Stück
Länge: 170 mm

143241 4,40

Wachsmesser, nach Fahnenstock (Holz), ORBIS Dental
Wachsmesser, doppelendig. Mit Holzgriff und festen Klingen.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück
Länge: 130 mm

266831 4,45



Stück
Länge: 170 mm

266832 4,65

Modellierinstrumente - Wachs

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Modellierbesteck, ORBIS Dental

Für die Grundausstattung: Halteklemme gerade und gebogen, Iwanson Tasterzirkel, Folienschere gerade, Klemmpinzette gebogen, Lötpinzette gebogen, Wachsmesser groß, Wachsmesser klein, Modellierinstrument Le Cron groß, Modellierinstrument Zahle klein.



Etui mit 10 Instrumenten

142151 73,45

TOP

Modellierbesteck Thomas, ORBIS Dental

Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

• Aus rostfreiem Stahl

Satz mit je 1 Modellierinstrument Nr. 1 - 5

143234 27,65

Stück Nr. 1

143235 5,75

TOP



Modellierbesteck Thomas, ORBIS Dental

Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

• Aus rostfreiem Stahl

Stück Nr. 2

143236 5,75

TOP



Modellierbesteck Thomas, ORBIS Dental

Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

• Aus rostfreiem Stahl

Stück Nr. 3

143237 5,75

TOP



Modellierinstrumente - Wachs

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Modellierbesteck Thomas, ORBIS Dental
Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

Stück
Nr. 4

143238 **5,75**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Modellierbesteck Thomas, ORBIS Dental
Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

Stück
Nr. 5

143239 **5,75**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Modellierbesteck Thomas Color, ORBIS Dental
Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

Satz
mit je 1 Modellierinstrument Nr. 1 - 5

148526 **61,45**

Stück
Nr. 1 - gelb

148527 **13,85**

TOP



Modellierbesteck Thomas Color, ORBIS Dental
Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

Stück
Nr. 2 - grün

148528 **13,85**

TOP



Modellierbesteck Thomas Color, ORBIS Dental
Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

Stück
Nr. 3 - blau

148529 **13,85**

TOP



Modellierinstrumente - Wachs

Modellierbesteck Thomas Color, ORBIS Dental
Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

Stück
Nr. 4 - rot

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
148530 13,85

TOP



Modellierbesteck Thomas Color, ORBIS Dental
Modellierinstrument für die Aufwachstechnik.

Stück
Nr. 5 - silber

148531 13,85

TOP



Modellierinstrument, ORBIS Dental
Hochwertiges Modellierinstrument für die Zahntechnik.

Stück
Le Cron, Länge: 160 mm

143232 5,75

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Modellierinstrument, ORBIS Dental
Hochwertiges Modellierinstrument für die Zahntechnik.

Stück
Zahle, Form A, Länge: 125 mm

143240 5,75

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Modellierinstrumente, ORBIS Dental
Hochwertiges Modellierinstrument für die Zahntechnik.

Stück
Zahle, Form B, Länge: 125 mm

174534 5,75


• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Modellierinstrumente - Wachs

Greensteincolor-Instrumente, Safident



Set
je 3 Instrumente gelb, blau und grün

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
69926 **103,00**

Instrumente einzeln

Stück GC1 gelb 69927 **34,33**
Stück GC2 grün 69928 **34,33**
Stück GC3 blau 69929 **34,33**

Ersatzspitzen

Stück GC1 gelb 60130 **14,17**
Stück GC2 grün 60185 **14,17**
Stück GC3 blau 60207 **14,17**

Labor-Set, Carl Martin 17-teilig Nr. 9040



Set
Pinzette, Skalpellhalter, Modellierinstrument PK Thomas Color Fig: 1,2,3,4 und 5, Folienschere, Spitzzange, Buffalo Gipsmesser, Wachsmesser Antkoviak, Lötpinzette, Fahnenstock Wachsmesser 13cm und 17 cm, Kronenhalteklammer und Le Cron Instrument

66211 **221,45**

Hylin-Le Cron, Schweickhardt



Stück
Nr. 4446

50007 **18,90**

Hylin-Le Cron, Carl Martin



Stück
Nr. 1179

47345 **24,40**

Le Cron Aufwachsinstrument, Carl Martin



Stück
Nr. 1195 1/2

55480 **16,00**

Le Cron Modellierinstrument, Carl Martin



Stück
Nr. 1192 Farbe: blau

47341 **32,20**

Modellierinstrument Color, Carl Martin



Stück
Nr. 1196C Farbe: rot

47342 **32,20**

Modellierinstrumente - Wachs

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Modellierinstrument Color, Carl Martin		47343	32,20
	Stück Nr. 1196D Farbe: blau		
Thomascolor, Safident Mit Spacecolor-Griff		69920	136,17
	Set je 1 Instrument gelb, grün, blau, rot und weiß		
	Instrumente einzeln Stück		
	EX1 gelb	69921	25,50
	EX2 grün	69922	25,50
	EX3 blau	69923	25,50
	EX4 rot	69924	29,83
	EX5 weiß	69925	29,83
Wachsmesser Fahnenstock, Carl Martin Mit Holzgriff		34697	10,75
	Stück Nr. 1435X		
	Nr. 1436X	34710	11,25
Zahle Modellierinstrument, Carl Martin		73382	16,00
	Stück Nr. 1196A		

Modellierinstrumente - Keramik - K + B

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Kondensierspatel, ORBIS Dental
Modellierinstrument für die Verblendtechnik. Mit flexiblem Spatel auf der einen Seite und mittelhartem Kunststoffkopf auf der anderen Seite. Gut geeignet zur klopfenden und vibrierenden Verdichtung.

Stück
Länge: 155 mm

149799 **11,35**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Keramikinstrument, ORBIS Dental
Hochwertiges Modellierinstrument für die Keramikverblend-Technik.

Stück
Riffelinstrument, Länge:160 mm

149752 **7,95**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Keramikinstrument, ORBIS Dental
Hochwertiges Modellierinstrument für die Keramikverblend-Technik.

Stück
Gravierinstrument, Länge:150 mm

149756 **7,95**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Keramikinstrumente, ORBIS Dental
Hochwertiges Modellierinstrument für die Keramikverblend-Technik.

Stück
Dünnes Messer, Länge: 135 mm


149797 **9,15**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Ergo Ceramic, Renfert
Feine Modelliereinsätze ermöglichen hohe Präzision. Einsätze durch Schraubgewinde leicht wechselbar. Exakte Separierungen durch grazile Klingen.




Set
je 1 Instrument Nr. 1 und Nr. 2

29256 **59,50**

Instrumente einzeln Stück

Nr. 1 29799 **31,00**
Nr. 2 29740 **31,00**

Modellierinstrumente - Keramik - K + B

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Modellierfeilen, Hager & Meisinger		Packung 6 Stück	
		gebogen 176/025	59293 25,98
		gerade 175/025	32150 25,98
K+B Modellierinstrument, Carl Martin Für die Verblendtechnik		Stück Nr. 1194A	31320 33,30
K+B Modellierinstrument, Carl Martin Für die Verblendtechnik		Stück Nr. 1194B	31771 33,30
K+B Modellierinstrument, Carl Martin Für die Verblendtechnik		Stück Nr. 1194C	31850 33,30
Modellierinstrument, Carl Martin Greenstein, für Keramikmassen		Set	54477 103,25
NEU		Feine Instrumente mit Federmesser 0,2mm und 0,12mm. je 1x Greenstein Color Instrument gelb. grün. blau. je 1x Ersatzspitze SP4. SP5. SP6	
Modellierinstrument, Carl Martin Ersatzspitzen Greenstein		Stück	
NEU		1191A	54474 35,60
		1191SP/1	279314 14,80
		1191B	54475 35,60
		1191SP/2	236114 14,80
		1191C	54476 35,60
		1191SP/3	253597 14,80
	1191SP/4	236467 14,80	
	1191SP/5	236468 14,80	
	1191SP/6	236469 14,80	

Pinsel

Big Brush, ORBIS Dental

Beste Rotmarder-Kolinsky Qualität. Durch die Metallkugel im Griff erfolgt eine Formgebung der Pinselspitze, jedesmal wenn der Pinsel angeschlagen wird

Stück

Artikel-Nr. 146661
Preis pro Einheit 38,65

TOP



Kombipinsel, ORBIS Dental

Doppelseitiger Pinsel, auf der einen Seite weiches Feinhaar (Größe 14), auf der anderen Seite stärkeres Kunsthaar (Größe 16).

Stück

189649 13,45

TOP



Pinselset, ORBIS Dental

Zum Auftragen von Kunststoffverblendmassen. Pinselspitzen aus Kunsthaar.

Packung
1 Griff, 3 Ansätze

143300 9,45

TOP



Packung
6 Stück Ersatzpinsel

143301 9,75

Pinselansätze, ORBIS Dental

Nylonhaarpinsel für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten.

Packung 100 Stück, rot

Borste: **weiß** - Stärke: **fein** 185872 9,25
 Borste: **schwarz** - Stärke: **fein** 140448 9,25
 Borste: **weiß** - Stärke: **fein** 185871 9,25
 Borste: **schwarz** - Stärke: **mittel** 179962 9,25
 Borste: **schwarz** - Stärke: **fein** 140449 9,25
ab 10 Packungen 8,65

TOP



Packung 50 Stück, transparent 196535 4,74
 Borste: **weiß** - Stärke: **fein**
ab 10 Packungen 4,35

Stück 144834 1,45
 Pinselhalter



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Rotmarderpinsel, ORBIS Dental
Kolinsky-Qualität mit federharten Haaren, besonders für Keramikarbeiten geeignet.

• **Handgemacht**

TOP



Stück

Größe 00
Größe 0
Größe 1
Größe 2
Größe 3
Größe 4
Größe 5
Größe 6
Größe 7
Größe 8
Größe 10

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

146124 **2,15**
146125 **2,25**
146126 **2,65**
146127 **2,95**
146128 **3,45**
146129 **3,75**
146130 **4,85**
146131 **6,05**
146132 **7,75**
146133 **10,65**
146135 **14,85**

Wachspinsel, ORBIS Dental
Zum Glätten von Wachsflächen.

• **Größe: 6**

TOP



Stück

146660 **4,85**

Big Brush, Tanaka
Beste Rotmarder-Kolinsky Qualität. Durch die Metall Kugel im Griff erfolgt eine Formgebung der Pinselspitze, jedesmal wenn der Pinsel angeschlagen wird.

Stück

83790 **59,50**



Ceramicus Pinsel, Renfert
Keramikpinsel aus spezieller, synthetischer Mikrohaarstruktur.

- Eine immer perfekt geformte Pinselspitze
- Genug Spannkraft, um auch große Mengen an Keramik aufzunehmen
- Optimale Befeuchtung der Keramikmasse
- Die Möglichkeit ohne Metallinstrument interdental zu schichten
- Direktes Arbeiten ohne Umwege: kein ständiges Auswaschen, dadurch Zeit sparen und konzentrierter arbeiten



Set 1716-0000
Nr. 1/0, 1, 2, 4, 6 und 8

189346 **73,00**

Packung 2 Stück

Nr. 1/0 1716/0110
Nr. 2/0 1716/0120
Nr. 2/0 1716/0200
Nr. 1 1716/0001
Nr. 2 1716/0002
Nr. 4 1716/0004

189523 **17,00**
189749 **17,50**
189217 **24,00**
189746 **17,50**
189748 **19,00**
189393 **21,00**

Nr. 6 1716/0006

188750 **19,00**

Nr. 8 1716/0008

188751 **27,50**

Big Brush, 1 Stück

189155 **42,00**



ORBIS°-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Genius Pinsel, Renfert

Hochwertiger Naturhaarpinsel mit integrierter Schutzfunktion im Griff in modernem Design. Um beim Pinselhaar hohe Werte in punkto Spannung, Formstabilität und Langlebigkeit zu erreichen, kommt hier die einzigartige Fertigungstechnik von Renfert zum Einsatz.

- Hohe Langlebigkeit der Pinselhaare durch eine innovative Schutzfunktion
- Schlanke Haarform aufgrund der hochwertigen Haarqualität
- Besonders wirtschaftlich durch einfach zu wechselnde Pinseleinsätze



Set
4 Genius Pinsel

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
20550	125,00

Stück

Gr. 2	20551	24,00
Gr. 4	20552	31,50
Gr. 6	20553	42,00
Gr. 8	20262	62,50

Pinsel für Dentalkeramik, Tanaka

Brush Set enthält folgende Pinsel:

Touchup Brush, Glaze Brush, Stain Brush, Cleanup Brush und Micro Brush.



Stück

Touchup Brush	87197	23,50
Glaze Brush	87198	21,10
Stain Brush	87200	12,10
Cleanup Brush	87204	11,50
Micro Brush	87206	13,80

Takanishi Kunsthaarpinsel, Renfert

Langjährig bewährter Kunsthaarpinsel mit sehr hoher Qualität für optimale Keramikmodellation. Immer spitzer Pinsel durch konische Haare.




Packung 2 Stück

Größe 2/0	72928	15,50
Größe 1/0	72927	15,00
Größe 1	72910	16,00
Größe 2	72913	17,00
Größe 3	72915	18,00
Größe 4	72917	19,00
Größe 5	72918	20,00
Größe 6	72919	27,00
Größe 8	72920	33,00

Stück

Größe 10	72921	24,00
Größe 12	72925	36,50
Größe 14	72926	45,00

Einmal-Skalpelle, KLS Martin
Steril verpackte Einmal-Skalpelle mit Kunststoffgriff, rostbeständig.



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Figur 10	74581 8,10
Figur 11	74582 8,10
Figur 12	74583 8,10
Figur 13	74584 8,10
Figur 15	74585 8,10
ab 10 Packungen	7,29

Packung 10 Stück

Figur 12 d	80584 14,50
Figur 15 c	55353 14,50

Rapidi Modelliermesser



Stück
Instrument mit 10 Klingen

70469 **20,00**

Packung
50 Stück Ersatzklingen

70470 **13,00**

Rapidi Modelliermesser, Bego
zum Schaben, Schneiden und Trennen bei Wachmodellierarbeiten sowie zum Beschneiden von Abformungen.



Rapidi Modelliermesser

196030 **23,90**

Packung
40 Stück Ersatzklingen

194599 **16,90**

Universalinstrument, Renfert
Instrument mit Spannvorrichtung und 5 verschiedenen Einsätzen



Set
1 Griff mit je 1 Klinge Art.-Nr. 71905, 71982 und 71984

29655 **28,50**

Ersatzklingen

10 Stück breit	71905 14,25
10 Stück schmal	71934 18,45
8 Stück glatt	71982 18,45
8 Stück gezahnt	71984 19,10
6 Stück Stichel	71936 22,00



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Gipsspatel und Gipsmesser

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gipsmesser, ORBIS Dental
Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet.

Stück
Gritmann, mit gerader Klinge und Küvettenöffner, Länge: 16,5 cm

143245 **6,95**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Gipsmesser, ORBIS Dental
Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet.

Stück
Nr. 6R, mit spitz zulaufender Klinge, Länge:14,5 cm

143243 **6,95**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Gipsmesser, ORBIS Dental
Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet.

Stück
Nr. 7R, mit gerader Klinge, Länge:14,5 cm

143244 **6,95**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP




Gipsspatel, ORBIS Dental
Spatel zum leichten und zügigen Anmischen von Gipsen.

Stück
Lichtenstein, gerade, 17cm

145400 **5,75**

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Gipsspatel und Gipsmesser

Gipsspatel, ORBIS Dental
Spatel zum leichten und zügigen Anmischen von Gipsen

- Aus rostfreiem Stahl

Stück
Roghe, S-förmig gebogen, abgerundet, 20 cm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
145570	7,95

TOP



Gipsmesser Gritmann, Carl Martin
Nr. 1445RS

Stück
Nr. 1445 RS

47335	24,65
-------	-------



Gipsmesser, Buffalo

Stück
Nr. 6R

70684	16,90
-------	-------



Messinstrumente

Dial Caliper N, ORBIS Dental

Analoger Schnelltaster mit auswechselbaren Messspitzen für Metall und Wachs.

TOP



Stück

Artikel-Nr. 194951
Preis pro Einheit 79,75

- Messbereich 0 - 10 mm
- Einteilung 0,1 mm

Tasterzirkel, nach Iwanson, ORBIS Dental

Einfaches Wandstärken-Messgerät aus rostfreiem Edelstahl, beidseitig ablesbar. Messspitzen für Metall.

TOP



Stück

143250 16,45

- Messbereich 0 - 10 mm
- Einteilung 0,1 mm

Boley-Schieblehre, Hammacher

Boley-Schieblehre, 140 mm,



Stück

27673 26,55

- Messbereich bis 10 cm in mm-Schritten

Calipretto S, Renfert

Messsystem zur präzisen Ermittlung von Wandstärken zahntechnischer Objekte. Austauschbare Spezialspitzen

• **Standard:**
Universeller Einsatz bei normalen Platzverhältnissen.

• **Modifiziert:**
Spezialeinsatz bei besonders grazilen Kronen im Inzisalbereich.

• **Messteller für Wachs:**
Spezialeinsatz bei Wachsmodellation, großflächige Messteller verhindern die Perforation der Modellation.



Stück

72029 147,50

incl. 3 Spitzenpaaren, Justierhülse und Imbus-schlüssel

Ersatzspitzen

1 Paar Standard 58620 23,00
1 Paar modifiziert 57975 23,00
1 Paar Messteller für Wachsplatten 58619 23,00

Messzirkel n. Zielinsky, Aesculap

Stück
DP 725 R

50708 61,10



Schieblehre Zürcher Modell, Carl Martin

Für Messung/Beurteilung der Rezessionstiefe- und Breite, sowie der Gingivabreite

NEU



Stück
1598

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
279527 116,65

Schnelltaster E110D, Kröplin


Zum Bestimmen der Wand- und Bodenstärken bei Kronen, Inzialsanten und Fissuren. Mit zwei auswechselbaren Tastarmen. Markierung des kritischen Bereiches auf der Skala sorgt für Sicherheit beim Modellieren und ermöglicht Materialeinsparungen. Durch die extreme Vergrößerung der Skala werden auch kleinste Nuancen gut sichtbar.



Stück

222723 230,17

Zehntel-Maß-Uhr, Hammacher



Stück

55962 122,60

Zangen

Zangen für die Zahntechnik,
ORBIS Dental

- Rostfrei

TOP



Stück
Klammernbiegezange nach Aderer
klein, Länge:120 mm, Drahtstärke max. Ø 0,7 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143251	23,45

Zangen für die Zahntechnik,
ORBIS Dental

- Rostfrei

TOP



Stück
Klammernbiegezange nach Aderer
mittel, Länge: 130 mm, Drahtstärke max.
Ø 0,9 mm

143252	23,45
--------	-------

Zangen für die Zahntechnik,
ORBIS Dental

- Rostfrei

TOP



Stück
Flachspitzzange, spitz, glatt, Länge: 135 mm

143517	23,45
--------	-------

Zangen für die Zahntechnik,
ORBIS Dental

- Rostfrei

TOP



Stück
Flachspitzzange
spitz, gerieft, Länge:135 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143518	23,45

Gippschneidezange, **ORBIS Dental**
robuste Ausführung.

- Rostfrei

TOP



Stück
Länge: 20 cm

145399	29,95
--------	-------

Zangen für die Zahntechnik,
ORBIS Dental

- Rostfrei

TOP



Stück
Kramponzange
Länge: 155 mm

143515	34,65
--------	-------

Zangen

Teleskopkronenzange, ORBIS Dental
Stabile Ausführung, gute Haftkraft der In-
nenteleskope durch diamantbeschichtete
Brachen.

- Rostfrei

TOP



Stück
mini, Länge: 120 mm

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

146866 71,45

Stück
normal, Länge 150 mm

143253 74,45

ORBI-Steel Teleskopkronenzange Mini, ORBIS Dental
Premium Instrument für den täglichen Ge-
brauch.

- Hochwertiger, elektrolierter, medizini-
scher Edelstahl
- Diamantierte Spitzen
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

TOP



Stück
Mini, 12,5 cm

258237 93,95

ORBI-Steel Teleskopkronenzange Normal, ORBIS Dental
Premium Instrument für den täglichen Ge-
brauch.

- Hochwertiger, elektrolierter, medizini-
scher Edelstahl
- Diamantierte Spitzen
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

Stück
Normal, Länge 15 cm

258238 99,25




Gippschneidezange, Hammacher



Stück

Artikel-Nr. 53580
Preis pro Einheit 47,00

Hebelseitenschneider, Hammacher Für harten Draht bis 1,2 mm.



Stück
Länge: 16,5 cm

33115 51,40

Seitenschneider HM, Carl Martin



Stück
Nr. 1271 TC

250495 78,10

Teleskopkronenzange, Hammacher Für flache Teleskopkronen im Front- und Seitenzahnbereich mit **Diamantierung**.



Stück
Länge: 12 cm

45269 150,90

Teleskopkronenzange, Hammacher **Diamantiert**



Stück
Länge: 15 cm

53571 145,45

Teleskopkronenzange Teleflex, Hammacher

Mit **Diamantierung**. Eine hervorragende Haltekraft wird durch flächiges Anliegen der diamantierten Haltebacken auch bei sehr konischen Kronen erreicht. Keine Deformation oder Beschädigung der Krone, selbst bei großem Anpressdruck.



Stück
Länge: 15 cm

52234 180,25



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Sonstige Instrumente

Halteklemme, nach Mosquito, ORBIS Dental
Zum Halten von Gerüsten in der Keramik.
• **Rostfrei**

TOP



Stück
gerade, Länge: 130 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143249	9,25

Stück
gebogen Länge 130 mm

143562	9,25
--------	------

Keramogrip, ORBIS Dental
Kronen und Brücken können sicher gefasst werden. Die elliptisch geformten Diamantspitzen sind auswechselbar.
• **Rostfrei**

TOP



Stück
Länge: 150 mm

146742	31,95
--------	-------

Kronenscheren, ORBIS Dental
Stabile Kronenscheren. Spitz-spitze, kräftige Schneiden.
• **Rostfrei**
• **Einseitig gezahnt**

TOP



Stück
gebogen, Länge: 115 mm

143246	6,55
--------	------

Stück
gerade, Länge: 115 mm

143247	6,55
--------	------

Sonstige Instrumente

Lötpinzette, ORBIS Dental
Mit Holzgriff, gebogen.

Stück
Länge: 165 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143248	5,95

- Rostfrei

TOP



Crown-Master
Zange aus Hochhitzebeständigem, biegefestem Kohlefaserwerkstoff



Stück

73084 **16,68**

Jacket-Grip, Renfert
Spreizklemme gebogen zum sicheren Halt von Kronen und Brücken.



Stück
14 cm, gebogen

62734 **54,00**

Packung 2 Stück
Ersatzspitzen

69306 **12,50**

Niethammer, Hammacher
Mit Holzgriff, spitz



Stück

75839 **20,55**

Skalpell-Ex / Pin-Clipper, Hager & Werken
Die Spezialpinzette mit Doppelfunktion **Skalpell-Ex**

- Spezialinstrument zum Entfernen von Skalpellklingen
- Durch die Hebelwirkung leichtes, sicheres Abziehen der Klinge
- Zum Entsorgen der kontaminierten Skalpelle empfehlen wir die Miramatic-Box

Pin Clipper

- Spezialpinzette mit Dorn
- Zum Halten von Kronen und Brücken
- Einrastfunktion



Stück

68832 **15,50**



ORBIS°-Produkte
Qualität die sich auszahlt



Abformdesinfektion	352	Hautpflege	369-370
Anmischbecher	394	Lupenbrillen	386-387
Arbeits / Transportschalen	391-393	Mundschutz	384-385
Desinfektion und Reinigung	353-368	Schutzbrillen	388-390
Desinfektions- und Reinigungszubehör	373-377	Sonstiges	395-399
Einmal-Servietten und Handtücher	378-383	Ultraschallreiniger	371-372

Abformdesinfektion

ORBI-Sept Abformdesinfektion, ORBIS Dental

Zur Desinfektion aller dentaler Abformmaterialien.

Hinweise zur Anwendung:

Die betreffende Abformung in die gebrauchsfertige Desinfektionslösung einlegen und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entnehmen. Die Abformung muss vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Alginate und Hydrokolloiden nur kurz eintauchen und Abtrocknen lassen. Die Abformung danach mit Wasser abspülen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen

- Innerhalb von 2 Minuten wirksam
- Gute Reinigungsleistung, löst Schmutz, Blut und Speichel
- Vereinfacht die Entfernung von Zahnstein
- Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- Phenolfrei, aldehydfrei, alkoholfrei
- VAH-/DGHM-gelistet



Flasche 2,5 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

262558 22,55

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach, EN 13727, EN 14561, VAH, levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH, tuberkulozid (M. terrae) im DGHM-Suspensionstest, begrenzt viruzid (behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI

Einwirkzeiten:

Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 14561 (hohe Belastung): Konz. 1min. Candida albicans nach VAH, EN 13624, EN 14562 (hohe Belastung): Konz. 1min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV: Konz. 1min. (mit Belastung) TbB (M. terrae im Suspensionstest, niedrige Belastung): Konz. 15min.

In 100g sind enthalten:

0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid
0,24 g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid
0,24 g C12-14-Alkyl((ethylphenyl)methyl)dimethylammoniumchlorid
0,35g Chlorhexidingluconat
VO 648/2004/EG: Enthält <5% kationische Tenside, Parfüm

TOP

Algisept-Spray D 10, AD-Arztbedarf

Algisept-Spray D10 ist speziell konzipiert für die Desinfektion von Alginat- und Silikon-Abdrücken. Gute Materialverträglichkeit. Praxisgerechte, sparsame Anwendung. Abdrücke einsprühen, feucht halten und nach 5 Min. ausgießen. Nicht geeignet für Hydrokolloide.



Sprühflasche 200 ml

76655 7,18

Flasche 2 Liter

63703 51,98

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV und HIV)

Dentavon, schülke

Pulverförmiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung praxisüblicher zahnmedizinischer Abformmaterialien sowie zahntechnischer Werkstücke und Prothetikmaterial.

- Geeignet für Abdrücke aus Silikon, Polyäther und Alginat
- Sehr gute Reinigungsleistung (Schmutz, Blut und Speichel werden optimal gelöst und die Entfernung von Zahnstein vereinfacht)
- Auf Basis von Aktivsauerstoff
- Aldehydfrei
- Standzeit der Gebrauchslösung: 24 Stunden



Dose 900 g

24683 45,87

inklusive Messlöffel

ab 2 Dosen

41,28

Wirkungsspektrum:

bakterizid (inkl. Tb), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, SARS-CoV-2 bei kurzer Einwirkzeit 2% = 10 Min. viruzid (gemäß DVV/RKI-Leitlinie bei Einwirkzeit 2% = 30 Min.)

MD 520, Dürr Dental

Voll viruzide, alkoholfreie Gebrauchslösung zur wirksamen und materialfreundlichen Reinigung und Desinfektion von Abformungen, prothetischen Arbeiten, kieferorthopädischen Apparaturen, Bohrschablonen, etc..

- Anwendung für Alginate, Silikone, Polyethergummi, Hydrokolloide, Polysulfide etc.
- Einwirkzeit: 5 Minuten im Tauchbad
- VAH-Liste. IHO Viruzidie-Liste.



Flasche 2,5 Liter

63251 38,40

ab 4 Flaschen

34,56

Kanister 10 Liter

212624 141,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Polioviren, Noroviren).

Desinfektion und Reinigung

ORBI-Sept Bohrerbad, ORBIS Dental
Zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von zahnärztlichen Bohrem und rotierenden Instrumenten.

- VAH-/DGHM-gelistet

TOP



**Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
263561	16,55
	13,55

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 14561, VAH, levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH, tuberkulozid (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563 begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI.

Einwirkzeiten:

Bakterien (EN 13727, EN 14561, VAH, hohe Belastung): Konz.: 5min. Candida albicans (EN 13624, EN 14562, VAH, hohe Belastung): Konz.: 5min. TbB (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563, niedrige Belastung: Konz.: 5min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI (hohe Belastung): Konz.: 5min.

In 100 g sind enthalten:

0,396 g Didecyldimethylammoniumchlorid
0,2475 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin

**Desinfektionstücher Plus,
ORBIS Dental**

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher für die schnelle Wischdesinfektion kleinerer, alkoholunempfindlicher Flächen, von nicht invasiven Medizinprodukten. Extrem reißfestes Vliesmaterial.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Wirksam gegenüber MRSA
- Ohne Reizpotential durch quartäre Ammoniumsalze
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Duftnote: cool fresh
- Aldehydfrei
- Phenolfrei
- VAH-/DGHM-gelisteter Wirkstofflösung

Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien ORBIS Flächendesinfektion REF 10452 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 10453.

TOP



Nachfüllpackung
6 Beutel à 100 Tücher

169747	31,45
--------	-------

Leerdose

184926	2,80
--------	------

Breites Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650, tuberkulozid nach VAH/DGHM, EN 14348, 'begrenzt viruzid' (wirksam gegenüber behüllten Viren, z. B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) und wirksam gegenüber behüllten Noro-, Rota- und Adenoviren

Einwirkzeiten (Konz.):

Bakterien nach VAH/DGHM, EN 1040 und EN 1276: Konz.: 30 Sek. (niedrige Belastung VAH/DGHM) Konz.: 1 Min. (hohe Belastung VAH/DGHM, EN 1276) Candida albicans nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650: Konz.: 30 Sek. (niedrige Belastung VAH/DGHM) Konz.: 1 Min. (hohe Belastung VAH/DGHM, EN 1650) TbB(Tuberkulose)-Inaktivierung nach VAH/DGHM, EN 14348: Konz.: 30 Sek. (niedrige Belastung VAH/DGHM) Konz.: 1 Min. (hohe Belastung VAH/DGHM, EN 14348) Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach BGA (RKI)/DVV mit Belastung: Konz.: 30 Sek. Adenoviren (EN 14476, hohe Belastung): Konz.: 30 Sek. Noroviren (nach EN 14476, niedrige Belastung): Konz.: 1 Min. Rotaviren (nach EN 14476, hohe Belastung): Konz.: 30 Sek.

Einmalartikel Labor / Sonstiges



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigsten Preis.**

Desinfektion und Reinigung

ORBI-Sept Wet Wipes - alkoholfrei, ORBIS Dental

Alkoholfreie Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von invasiven und nichtinvasiven Medizinprodukten sowie zur Desinfektion von Oberflächen. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Duftnote: Neutral

Tuchqualität: 50g/m², 20 x 30cm

TOP



Packung à 80 Tücher

Flow, L, 20x30 cm, neutral

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

256449 11,45

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) levurozid (Candida albicans) tuberkulozid (M. terrae) wirksam gegenüber behüllten und unbehüllten Viren.

Einwirkzeiten:

Wirksamkeit der getränkten Tücher nach EN 16615: Konz. 2min. Bakterien und Candida albicans (gemäß den Anforderungen des VAH, Stand: 02.04.2015): Konz. 2 Min.

Hinweis:

Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test)

ORBI-Sept Wet Wipes, ORBIS Dental

Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. (MPG) Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. (Biozid-Verordnung)

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Duftnote: neutral, cool fresh

Tuchqualitäten:

- Standard - 24 g/m²

Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei

- Soft - 50 g/m²

Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei

- Premium - 60 g/m²

hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofaserqualität), fusselfrei

Hinweis:

Alle Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test)

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien Flächendesinfektion REF 258134 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 256449.

TOP



Beutel à 240 Tücher

Soft, M, 15x23 cm, neutral

273791 19,75

Beutel à 240 Tücher

Soft, M, 15x23 cm, coolfresh

273792 19,75

Beutel à 90 Tücher

Soft, L, 28x30 cm, neutral

258139 19,15

Beutel à 90 Tücher

Soft, L, 28x30 cm, coolfresh

258140 19,15

Beutel à 75 Tücher

Premium, L, 30x28 cm, neutral

258141 19,15

Beutel à 75 Tücher

Premium, L, 30x28 cm, coolfresh

258142 19,15

Wirkungsspektrum:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697, Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697, TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348, Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) gemäß DVV/2012 im Flächentest, Adeno-Viren (EN 14476, hohe Belastung), Noro-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung)

Einwirkzeiten (bezogen auf die getränkten Tücher):

Wirksamkeit der getränkten Tücher nach EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2min. Bakterien und Candida albicans (nach VAH, Stand: 02.04.2015, hohe Belastung): Konz. 2min. Bakterien und Candida albicans (Tränkflüssigkeit, Eintrag in VAH / DGHM-Liste): Konz. 5min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH / DGHM-Liste).

In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten:

43,0 g Ethanol 8,0 g 1-Propanol 0,055 g Didecylmethylammoniumchlorid.

Information:

Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 (Größe S mit REF 184926)

Desinfektion und Reinigung

ORBI-Sept Wet Wipes Sensitiv NE, ORBIS Dental

Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. (MPG) Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. (Biozid-Verordnung)

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Duftnote: neutral

Tuchqualitäten:

- Soft - 50 g/m²
Polyester-Viskose-Mischmaterial, fussselfrei
- Premium - 60 g/m²
hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofaserqualität), fussselfrei

Hinweis:

Alle Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test)

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien Flächendesinfektion REF 258134 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 256449.

TOP



Beutel à 90 Tücher

Soft L, 28cm x 30cm, neutral

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

278931 18,50

Beutel à 75 Tücher

Premium L, 28cm x 28cm, neutral

278932 18,50

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) VAH, levurozid (Candida albicans) VAH, tuberkulozid, "begrenzt viruzid Plus" (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren und Adeno-, Rota- und Noro-Viren), wirksam gegen über Polyoma SV40-Viren nach RKI/DVV.

Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):

Bakterien (hohe Belastung): Konz. 1 min.
Candida albicans nach (hohe Belastung): Konz. 1 min.
TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): Konz. 1 min.
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) (hohe Belastung): Konz. 1 min.
Noro-Viren: Konz. 1 min.: Konz. 2 min.
Adeno-Viren Konz. 1 min.

Einwirkzeiten für die getränkten Tücher:

Bakterien und Candida albicans und VAH unter hoher Belastung: Konz. 1 min. Premium, Bakterien und Candida albicans und VAH unter hoher Belastung: Konz. 2 min. Soft, Bakterien und Candida albicans (Tuch-Tränksystem, Eintrag in VAH-Liste): (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste) Konz. 5 min.

In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten:

In 100g Tränkflüssigkeit sind enthalten: 20,0g 1-Propanol, 5g 2-Propanol Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 29°C. Ausbringung max. 50ml pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100ml je m² Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten.

ORBI-Wipes Mikrovliestücher (Box), ungetränkt, ORBIS Dental

Feinstes Mikrovlies aus einem fussselfreien, softigen Viskose-Polyester-Gemisch zur Tränkung mit ORBIS Flächendesinfektionsmitteln. Die softige Struktur des Mikrovliestuches gewährleistet eine hervorragende Abgabe der Desinfektionslösung sowie eine einheitliche Benetzung der zu desinfizierenden Oberflächen.

- Hohe Reißfestigkeit
- Optimales Saug- und Wiederabgabevermögen
- Mikrovliesqualität: 50 g/m

TOP



Box

inkl. 50 ungetränkte Mikrovliestücher. Flache Spenderbox für ungetränkte Wischtücher
Maße: 35 x 25 x 6,5 cm

279991 17,25

Packung

3 Lagen à 50 Blatt ungetränkte Wischtücher für ORBI-Wipes Box

279992 21,95

Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 und Leeretikett REF 25350.
- Perfekte Ergänzung zur ORBIS Sprüh- und Wischdesinfektion.

Desinfektion und Reinigung

ORBI-Wipes, ORBIS Dental

Ungetränkte Vliestücher - geeignet für die Herstellung von Desinfektionstüchern in Tuchspendersystemen

Tuchqualitäten:

- Soft - 50 g/m²

Polyester-Viskose-Mischmaterial, fussel-frei Gleichmäßig mit 1.600 ml Desinfektionslösung übergießen, mind. 30 Minuten einwirken

- Premium - 60 g/m²

sehr hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofaserqualität) Gleichmäßig mit 1.200 ml Desinfektionslösung übergießen, mind.. 30 Minuten einwirken lassen

TOP



2 Rollen á 240 Stück

Soft, 15x23 cm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

273793 26,95

2 Rollen á 90 Stück

Soft, 28x30 cm

258302 22,95

2 Rollen á 75 Stück

Premium, 28x28 cm

46121 28,25

Hinweis:

Diese Tücher sind geeignet, um mit der ORBI-Sept Fächendesinfektion (REF 258143, 258144 und 258134) die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test) zu erfüllen.

Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 und Leeretikett REF 25350.

ORBI-Wipes Mikrovliestücher (Rollen), ungetränkt, ORBIS Dental

Feinstes Mikrovlies aus einem fusselfreien, softigen Viskose-Polyester-Gemisch zur Tränkung mit ORBIS Flächendesinfektionsmitteln. Die softige Struktur des Mikrovliestuches gewährleistet eine hervorragende Abgabe der Desinfektionslösung sowie eine einheitliche Benetzung der zu desinfizierenden Oberflächen.

- Hohe Reißfestigkeit
- Optimales Saug- und Wiederabgabevermögen
- Mikrovliesqualität: 50 g/m

TOP



Rollen

2 Mikrovliesrollen á 80 Blatt ungetränkte Wischtücher
Maße: 27 x 30 cm

279993 22,95

Stück

Spendereimer, rechteckig, leer

46122 5,75

Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 und Leeretikett REF 25350.
- Perfekte Ergänzung zur ORBIS Sprüh- und Wischdesinfektion.

ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt, ORBIS Dental

Extragroße Wischtücher, aus hochwertigem, besonders abriebfestem Vliesmaterial. Entscheiden Sie selbst, welche Wirkstofflösung Sie einsetzen wollen: Einfach die Rolle mit den trockenen Wischtüchern in den Spendereimer einsetzen und mit 1.200 ml eines für die Wischdesinfektion zugelassenen Präparats ihrer Wahl begießen - Eimer schließen, etikettieren und fertig!

TOP



Beutel 150 Stück

273790 12,95

Spendereimer

rechteckig, leer

46122 5,75

Stück

Neutrales Etikett, selbstklebend

25350 5,75

Desinfektion und Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Sept Flächendesinfektion Konzentrat, ORBIS Dental

Gemäß Biozid-Verordnung: Aldehydfreies Flächenkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen. Gemäß MPG: Flächendesinfektionsmittel zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- VAH-/DGHM-gelistet



Hinweis:

Bitte die Regeln zum Ansetzen von Desinfektionslösungen mit Konzentraten beachten.

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Aufgrund der vergleichsweise langen Einwirkzeiten empfehlen wir diese Flächendesinfektion besonders für die Anwendung auf größeren Flächen wie Fußböden, Schränken sowie Arbeitsflächen.

TOP



Flasche 2,5 Liter

262556

23,55

Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):
 Bakterien und Candida albicans nach EN 13727, EN 13624, EN 13697 (hohe Belastung): 0,5 % 15min.
 Bakterien und Candida albicans nach VAH, EN 16615 (hohe Belastung): 3,0 % 15min./1,0 % 60min.
 Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI (hohe Belastung): 2,0 % 5min./1,0 % 60min. TbB (M. terrae) nach EN 14348 (niedrige Belastung): 1,0 % 60min.,
 Kennzeichnung gemäß VO 648/2004/EG: < 5 % nichtionische Tenside, 5-15 % kationische Tenside.

In 100 g sind enthalten:

5,6 g Didecyldimethylammoniumchlorid
 3,1 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin.

ORBI-Sept Flächendesinfektion, ORBIS Dental

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Duftnote: coolfresh / neutral



Hinweis:

- Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten
- Die Desinfektionslösung darf zum Tränken nur mit Tuchmaterialien und Einwirkzeiten, die nach EN 16615 kompatibel sind verwendet werden

TOP



Flasche 2,5 Liter coolfresh

258143

17,55

Flasche 2,5 Liter neutral

258144

17,55

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, 'begrenzt viruzid' (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren

Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung) Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung) TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348 (hohe Belastung) Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) gemäß DVV/2012 im Flächentest mit hoher Belastung Adeno-Viren (EN 14476, hohe Belastung) Noro-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung) Rota-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung) Konz. 1min

Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans (geprüft nach den Anforderungen der VAH. Stand: 02.04.2015) unter hoher Belastung, Gutachten von Prof. Dr. H.-P. Werner) und EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2 min. Bakterien und Candida albicans: Eintrag in VAH / DGHM-Liste: Konz. 5 min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste)

In 100g sind enthalten:

43,0g Ethanol, 8,0g 1-Propanol, 0,055g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Desinfektion und Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Sept Flächendesinfektion NE, ORBIS Dental

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich. Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Duftnote: neutral

TOP



Flasche 2,5 Liter
neutral

278933 27,90

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), VAH, EN 16615, levurozid (Candida albicans) VAH, Mycobakterizid (M. terrae und M. avium) "begrenzt viruzid" (behüllten Viren wie z.B. HIV, HBV, HCV, Coronaviren) sowie "begrenzt viruzid PLUS" (unbehüllte Noro-Viren, Adeno-Viren und Rota-Viren), wirksam gegenüber Polyoma SV40-Viren nach RKI/DVV.

Einwirkzeiten:

Bakterien (hohe Belastung): Konz. 1 min. Candida albicans (hohe Belastung): Konz. 1 min. TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): Konz. 1 min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) (hohe Belastung): Konz. 1 min. Noro-Viren: (clean) Konz. 1 min. clean) Konz. 2 min. Adeno-Viren (clean): Konz. 1 min. Polyoma SV 40 (RKI/DVV mit Belastung): Konz. 1 min. „Begrenzt viruzid Plus“ (Noro-, Adeno- und Rota-Viren): (clean) Konz. 1 min. (clean) Konz. 2 min.

In 100g sind enthalten:

20,0g 1-Propanol, 5,0g 2-Propanol

ORBI-Sept Flächendesinfektion Plus, ORBIS Dental

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

- VAH-/DGHM-gelistet



Hinweis:

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

TOP



Flasche 2,5 Liter

262560 16,45

Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans (VAH, ohne Mechanik): Konz. 30sec. (niedrige Belastung) / Konz. 1min. (hohe Belastung) Bakterien und Candida albicans nach EN 13624, EN 13727 (hohe Belastung): Konz. 30sec. Bakterien und Candida albicans nach EN 1276, EN 1650 (hohe Belastung): Konz. 1min. TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (nach DGHM), EN 14348: Konz. 30sec. (niedrige Belastung) / Konz. 1min. (hohe Belastung, EN 14348) Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV mit Belastung: Konz. 30sec. Adeno-Viren (EN 14476): Konz. 30sec. (hohe Belastung) Noro-Viren (EN 14476): Konz. 1min. (niedrige Belastung), Rota-Viren (EN 14476): Konz. 30sec. (hohe Belastung) „Begrenzt viruzid PLUS“: Konz. 1min. Vaccinia-, Adeno- und Noro-Viren im Carriertest nach DVV 2012: Konz. 2min. (niedrige Belastung).

Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans nach EN 16615, VAH (mit Mechanik) unter hoher Belastung: Konz. 1min.

In 100 g sind enthalten:

37,0 g 1-Propanol
24,0 g Ethanol.
VO 648/2004/EG: Enthält Duftstoffe



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Desinfektion und Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Flächendesinfektion, alkoholfrei, ORBIS Dental

Gebrauchsfertiges, alkoholfreies Schaumpräparat zur Desinfektion aller Flächen. Ebenfalls geeignet zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten. Keine Beeinträchtigung der Atemwege durch Aerosolbildung, großes Wirkungsspektrum, gute Reinigungswirkung. Es ist ausgezeichnet geeignet, um auch empfindliche Oberflächen, die von alkoholbasierten Mitteln angegriffen werden, schonend und intensiv zu reinigen und innerhalb von nur 1 Min. zuverlässig zu desinfizieren. Um eventuelle Rückstände zu vermeiden, bitte nach 60 Sek. mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Materialschonend
- Hochwirksam
- Duftneutral
- Aldehydfrei
- Phenolfrei
- VAH-/DGHM-gelistet



Flasche 200 ml
mit Schaumkopf (Foamer), leer

46466 4,60

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, EN 13697, levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 1650, EN 1275, EN 13697, 'begrenzt viruzid' (wirksam gegenüber behüllten Viren, z. B. HBV, HIV, HCV) und wirksam gegenüber unbehüllten Rotaviren und Noroviren

Einwirkzeiten (Konz.):

Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, EN 13697 (hohe Belastung): Konz.: 1 Min. Candida albicans nach VAH/DGHM, EN 1650, EN 1275, EN 13697 (hohe Belastung): Konz.: 1 Min. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach BGA (RKI)/DVV (mit Belastung): Konz.: 1 Min. Rotaviren nach BGVV/DVV: Konz.: 1 Min. Noroviren nach EN 14476 (niedrige Belastung): Konz.: 30 Min.

Anwendung:

Das gebrauchsfertige Präparat wird aus ca. 30 cm Abstand auf die zu desinfizierenden Flächen oder Gegenstände aufgebracht und mit einem fusselfreien, weißen Einmaltuch bis zur vollständigen Benetzung gleichmäßig verteilt. Trocknet schnell auf.

TOP

ORBI-Sept Flächendesinfektion alkoholfrei, ORBIS Dental

Gebrauchsfertige wässrige Flächendesinfektion für den ärztlichen und zahnärztlichen Bereich zur Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten sowie zur Desinfektion von Oberflächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hinweise:

- Die Desinfektionslösung darf um Tränken mit Tuchmaterialien verwendet werden, die nach DIN EN 16615 - REF 258300 oder REF 8302 -kompatibel sind
- Bei der Anwendung sind geeignete Handschuhe (z.B. s Nitrilkautschuk) zu tragen



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

258134 18,85
17,35

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), wirksam gegenüber behüllten und unbehüllten Viren.

Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): 8g Dide imethylam niumchlorid, 0,2g N-(3-Am I)- do cyl-pr an-1 nthäl < 5% kationische Tenside, Duftstoffe

TOP



ORBIS°-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Desinfektion und Reinigung

ORBI-Touch protect Händedesinfektion (Arznei), ORBIS Dental

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Euroflasche 500 ml	10499	5,95
Euroflasche 1 Liter	10500	8,95
Kanister 5 Liter	10502	39,95

ORBI-Touch protect Händedesinfektion HD+, ORBIS Dental

Gebrauchsfertige Händedesinfektion mit rückfettender Wirkung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Euroflasche 500 ml	279060	5,95
Euroflasche 1 Liter	278930	8,95
Kanister 5 Liter	279061	39,95

Wirkungsspektrum:

VAH: Konz. 30sec., Chirurgische Händedesinfektion, VAH: Konz. 90sec., Bakterien und Candida albicans (hohe Belastung): Konz. 30 sec., TbB (M. terrae) (hohe Belastung): Konz. 30 sec., Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): Konz. 30 sec., Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV und (MVA, hohe Belastung): Konz. 30 sec., Noro-Viren (hohe Belastung): Konz. 60sec., Adeno-Viren (niedrige Belastung): Konz. 60sec., „Begrenzt viruzid Plus“ (Adeno-, Noro- und Rota-Viren) Konz. 60sec.

In 100g sind enthalten: 55,8g, Ethanol, 10,0g 1-Propanol

ORBI-Touch protect Händedesinfektion, ORBIS Dental

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. VAH/DGHM-gelistet. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Euroflasche 500 ml	241127	5,95
Euroflasche 1 Liter	241128	8,95
Kanister 5 Liter	241129	39,95

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (auch MRSA), levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, tuberkulozid sowie gegen behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, Coronaviren, Influenza A, B, C, Herpes simplex).

ORBI-Touch protect Händedesinfektionsgel, ORBIS Dental

Gebrauchsfertiges, besonders hautverträgliches Händedesinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion, dermatologisch getestet.



Flasche 500 ml	264834	5,55
-----------------------	--------	-------------

Einwirkzeiten:

Hygienische Händedesinfektion (Konz. 30 sec) Bakterien und Candida albicans (hohe Belastung) (Konz. 30 sec.) TbB (M. terrae) nach (hohe Belastung): (Konz. 30 sec) Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): (Konz. 30 sec) Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) (hohe Belastung): (Konz. 30 sec.) Noro-Viren (hohe Belastung): (Konz. 60 sec.) Adeno-Viren (niedrige Belastung): (Konz. 30 sec.) „Begrenzt viruzid Plus“ (Adeno-, Noro- und Rota-Viren) (Konz. 60 sec.) In 100g sind enthalten: 55,8 g Ethanol, 10,0 g 1-Propanol

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit 3ml der Lösung eingerieben und entsprechend den unten aufgeführten Einwirkzeiten feucht gehalten. Das Originalgebinde nach Verwendung immer fest verschließen.

Desinfektion und Reinigung

ORBI-Touch Handwaschlotion, ORBIS Dental

Milde Waschlotion zur gründlichen und schonenden Reinigung von Haut und Händen. Die Wirksubstanzen sind hautfreundlich und zugleich rückfettend, sodass auch bei häufigem Waschen Haut und Hände nicht austrocknen.

- Mit Vitaminen
- Dermatologisch getestet
- PH Wert 6,5



Spenderdosierflasche 500 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

148239 4,95

Euroflasche 500 ml

182408 4,95

Euroflasche 1000 ml

239971 9,45

Kanister 10 Liter

148238 37,95

TOP

ORBI-Sept Instrumentendesinfektion, ORBIS Dental

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionslösung zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauchbadverfahren.

Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

- VAH-/DGHM-gelistet



Flasche 2,5 Liter

262557 28,45

Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727, EN 14561, VAH (hohe Belastung): 1,5% 15min. 1,0% 60min.

Candida albicans nach EN 13624, EN 14562 VAH (hohe Belastung): 1,5% 15min. 1,0% 60min.

Bakterien und Candida albicans im Ultraschallbad nach EN 14561 und EN 14562 (hohe Belastung): 1,0% 5min.

„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronavirens) nach DVV/RKI und EN 17111 (hohe Belastung): 1,5% 15min.

TbB und Mycobakterien (M. terrae und M. avium) nach EN 14348 und EN 14563 (niedrige Belastung): 4,0% 30min. 3,0% 60min.

Enthält Didecyldimethyl-ammoniumchlorid, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin. VO 648/2004/EG: Enthält 5-15% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside, <5% EDTA-Salze, Duftstoffe.

TOP

ORBI-Clean Orange, ORBIS Dental

Gebrauchsfertige Lösung zur schonenden Intensivreinigung von Flächen und Instrumenten. Orbi-Clean Orange entfernt kraftvoll Alginate- und Zementreste, Zink-Eugenol-Pasten und Reste von Abformmassen, Adhäsiven ohne Zerkratzen der Oberflächen.

- Reinigt hervorragend Edelstahlfächen
- Angenehmer Orangenduft



Flasche 500ml

275962 10,95

Hinweis:

Orange Solvent ist nicht zur Bearbeitung von Kunststoffoberflächen geeignet.

TOP



ORBIS°-Produkte
Qualität die sich auszahlt

Desinfektion und Reinigung

Tray-Cleaner, ORBIS Dental

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar

TOP



Dosierflasche 1 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

193082 18,95

Kanister 5 Liter

193083 74,95

Anwendung:

- Konzentration 5/10% maximal
- Je nach Verschmutzungsgrad mindestens 45 Min. einwirken lassen
- Für Ultraschallbad geeignet

Hinweis:

Produkte aus Chrom, Nickel und Aluminium sollten nicht gemeinsam gereinigt werden. Es besteht Korrosionsgefahr!

Dentalrapid SD liquid, Müller-Omicron

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. VAH gelistet. Gem. Biozid-Verordnung:

Einwirkzeiten in Verwendung mit trockenen Tuchqualitäten oder Dentalrapid SD wipes S, M, L, XL: Bakterien und Candida albicans nach EN 16615 u. den Anforderungen der VAH, Stand: 02.04.2015 (hohe Belastung): Konz. 2 Min.



Flasche 500 ml

neutral	258017	7,42
lemon	258020	7,42
fruit	258023	7,42
flower	258026	7,42

Flasche 1 Liter

neutral	258018	11,35
lemon	258021	11,35
fruit	258024	11,35
flower	258027	11,35

Kanister 5 Liter

neutral	258019	40,80
lemon	258022	40,80
fruit	258025	40,80
flower	258028	40,80

Wirkungsspektrum:

Bakterien (hohe Belastung): Konz. 1 min., Candida albicans (hohe Belastung): Konz. 1 min., TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae, hohe Belastung): Konz. 1 min., Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV, COVID-19) gemäß DVV / 2012 im Flächentest, hohe Belastung: Konz. 1 min., Begrenzt viruzid PLUS (hohe Belastung): Konz. 1 min., Adeno-Viren (hohe Belastung): Konz. 1 min., Noro-Viren (hohe Belastung): Konz. 1 min., Rota-Viren (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Esemtan Waschlotion, schülke

Hautfreundliche Waschlotion mit ausgesuchten Pflegesubstanzen.

- seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- schont die Haut
- reinigt mild
- mit dezentem Duft
- dermatologisch geprüft



Flasche 500 ml

11750 5,95

Flasche 1 Liter (siehe Abb.)

74694 8,66

Euroflasche 1 Liter

196851 8,66

Kanister 5 Liter

52585 38,75

Desinfektion und Reinigung

ID 213 - Instrumentendesinfektion, Dürr Dental

Voll viruzides, aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion des allgemeinen und chirurgischen Instrumentariums sowie von alkali- und alkoholempfindlichem rotierendem Instrumentarium.

- Löst hartnäckigste Verschmutzungen
- Lange Standzeit von bis zu 14 Tagen
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Einwirkzeit: 2 % - 5 Minuten nach VAH, (VAH-/DGHM-gelistet). Ultraschallbad geeignet.



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
49308	57,50
	51,75

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, viruzid (behüllte Viren wie Vacciniaviren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adeno-Viren, Noroviren, Polyomaviren SV 40, Polioviren).

ID 220 - Bohrerbad, Dürr Dental

Voll viruzide, aldehydfreie, gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Desinfektion rotierender Instrumente.

- Hohe Reinigungskraft speziell der Feinstrukturen von Bohrern und Fräsen
- Hoher Korrosionsschutz und lange Standzeit von 7 Tagen
- Einwirkzeit: im Fräsator 1 Minute, im Ultraschallgerät 30 Sekunden (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

62341	35,10
	31,59

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, mykobakterizid, tuberkulozid, fungizid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren, Polioviren).

FD 300 - Flächendesinfektion, Dürr Dental

Voll viruzides, alkoholfreies Konzentrat für die Reinigung und Desinfektion der Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

- Intensive Reinigungswirkung
- Einwirkzeit: 1 % - 15 Minuten nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

170200	58,60
	52,74

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren, Polioviren)

FD 322 - Schnelldesinfektion, Dürr Dental

Aldehydfreie, gebrauchsfertige Lösung für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Rückstandsfreies Auftrocknen
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Sehr kurze Einwirkzeit: 1 min nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 1 Liter

261047	18,10
--------	-------

Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

62329	41,10
	36,99

Kanister 10 Liter

212619	132,00
--------	--------

Sprühkopf für 1 Liter Dosierflasche

226278	6,70
--------	------

Sprühflasche 600 ml (leer)
kompl. mit Sprühkopf

62368	10,20
-------	-------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren).

Desinfektion und Reinigung

FD 322 - perfume free, Dürr Dental

Aldehydfreie, gebrauchsfertige Lösung für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Rückstandsfreies Aufdrehen
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Parfümfrei
- Sehr kurze Einwirkzeit: 1 min nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 2,5 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

224639 41,10

Kanister 10 Liter

224640 132,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren wie Vacciniaviren inkl. HBV, HCV HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren).

FD 322 - premium wipes, Dürr Dental

Praktische, alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Tuchgröße: 14 x 19 cm
- Rückstandsfreies Aufdrehen
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Dose 80 Tücher

265535 8,40

Nachfüllpackung

12 Beutel à 80 Tücher

265536 76,60

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren). VAH-Liste, IHO-Viruzidie-Liste. Geprüft im 4-Felder-Test und gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615, EN 14476

FD 322 - top wipes, Dürr Dental

Praktische, alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Tuchgröße: 17,5 x 25 cm
- Rückstandsfreies Aufdrehen
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Packung 4 x 50 Stück

265537 43,60

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren). VAH-Liste, IHO-Viruzidie-Liste. Geprüft im 4-Felder-Test und gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615, EN 14476

FD 333 - top wipes, Dürr Dental

Alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar

- Parfümfrei
- Rasches, rückstandsfreies Aufdrehen
- Tuchgröße: 17,5 x 25 cm
- Einwirkzeit: 1 Min. nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet)



Packung 4 x 50 Stück

282942 43,60

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren und Noroviren).

NEU

Desinfektion und Reinigung

FD 333 - Schnelldesinfektion, Dürr Dental

Aldehydfreie Gebrauchslösung für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Frischer Zitronenduft
- Schnelles Aufdrocknen
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 750 ml
für Hygowipe Plus

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

222419 17,60

Flasche 1 Liter

261049 19,80

Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

29220 44,90
40,41

Kanister 10 Liter

212620 144,00

Sprühflasche 600ml (leer)

62368 10,20

Wirkungsspektrum:

Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren und Noroviren).

FD 333 - wipes, Dürr Dental

Alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

- Parfümfrei
- Rasches, rückstandsfreies Aufdrocknen
- Tuchgröße: 14 x 22 cm
- Einwirkzeit: 1 Min. nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Dose 110 Tücher

235194 8,40

Nachfüllpackung
12 Beutel à 110 Tücher

233105 76,60

Wirkungsspektrum:

Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren und Noroviren).

FD 350 - Desinfektionstücher, Dürr Dental

Praktische, alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Rückstandsfreies Aufdrocknen
- Tuchgröße: 14 x 22 cm
- 3 verschiedene Duftnoten: Classic, Flower, Lemon
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Dose 110 Tücher (Classic)

212627 7,80

Nachfüllpackung
12 Beutel à 110 Tücher

212628 72,20

Dose 110 Tücher (Lemon)

212631 7,80

Nachfüllpackung
12 Beutel à 110 Tücher

212633 72,20

Dose 110 Tücher (Flower)

212629 7,80

Nachfüllpackung
12 Beutel à 110 Tücher

212630 72,20

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren).

HD 410 (Arznei), Dürr Dental

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 500 ml

245213 11,10

Flasche 1 Liter

263093 15,70

Flasche 2,5 Liter

233830 37,30

Kanister 10 Liter

234331 137,00

Desinfektion und Reinigung

HD 410, Dürr Dental

Alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion (VAH-/DGHM-gelistet).

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Flasche 500 ml	247220	11,10
Flasche 500 ml (mit Einwegpumpe), für Hygocare / Plus	237555	13,60
Flasche 1 Liter	265441	15,70
Flasche 2,5 Liter	234165	37,30
Kanister 10 Liter	251960	137,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Rota-Viren, Adenoviren, Polyoma-Viren SV 40, Noro-Viren).

HD 435, Dürr Dental

Milde Waschlotion zum häufigen Waschen von Haut und Händen, zur Händereinigung bei der Verwendung alkoholischer Einreibepreparate.

- Erhält den Säureschutzmantel der Haut / hauttypischer pH-Wert
- Enthält hautpflegende und rückfettende Substanzen wie Allantoin
- Ideales Kombipreparat zur alkoholischen Hände-Desinfektion



Flasche 500 ml	245298	11,40
Flasche 1 Liter	13033	15,50
Flasche 2,5 Liter ab 4 Flaschen	65312	27,30 24,57

Jel-Sol, Jelenko

Zum Lösen von Zementen und Zinkoxyd-Eugenolpasten von Kronen, Brücken, Instrumenten, Kunststoffprothesen, Abdrucklöffeln. Wasserlöslich. (Jelenko-Formel)



Flasche 1 Liter	87500	23,51
-----------------	-------	-------

Mikrozid AF Wipes, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und andere Flächen (z. B. OP-Lampen, Untersuchungsliegen, patientennahe Flächen) (VAH-/IHO-gelistet).

- sehr breites Wirkspektrum
- schnelle Abtrocknung
- aldehydfrei
- Größe: 14 x 18 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Dose 150 Tücher	223017	8,19
Nachfüllpackung 20 x 150 Tücher	224479	103,38

Wirkungsspektrum:

Bakterizid*, MRSA, tuberkulozid, levurozid*, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Rotavirus, Adenovirus
• gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten



**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Desinfektion und Reinigung

Mikrozid AF Wipes Jumbo Tücher, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und andere Flächen (z. B. OP-Lampen, Untersuchungsliegen, patientennahe Flächen) (VAH-/IHO-gelistet).

- sehr breites Wirkspektrum
- schnelle Abtrocknung
- aldehydfrei
- Größe: 20 x 27 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Dose 200 Tücher

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

12076 13,86

Nachfüllpackung
12 x 200 Tücher

267867 150,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid*, MRSA, tuberkulozid, levurozid*, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Rotavirus, Adenovirus
• gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten

Mikrozid sensitive Wipes Jumbo, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Flächen und sensiblen Medizinprodukten (VAH-/IHO-gelistet).

- für alkoholempfindliche Flächen
- gute Reinigungsleistung
- Größe: 20 x 20 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen



Dose 200 Tücher

194966 13,86

Nachfüllpackung
12 x 200 Tücher

267981 150,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, MRSA, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus.

Orange Solvent, Hager & Werken

Zum Entfernen von Abformpasten, Zinkoxid-Zementen, Dispersionskleber (Etiketaufkleber) von Instrumenten

- Ideal zur Reinigung von Edelstahl
- Oberflächen glänzen und werden geschützt
- Frischer Orangenduft
- Lieferbar als Flüssigkeit und als Spray



Dose 200 ml
Spray

71968 7,99

Dose 250 ml
Liquid

71967 9,99

Promanum Pure, B. Braun

Händedesinfektionsmittel für normale Haut mit speziellem Rückfettersystem

- Wirkstoffbasis Alkohole, ohne Remanenzwirkstoffe
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV1), wirksam gegen Adeno-, Rota- und Noroviren
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 innerhalb 15 Sekunden*
- Chirurgische Händedesinfektion gem. EN 12791 in nur 60 Sekunden



Spenderflasche 500 ml

219210 7,58

Spenderflasche 1 Liter

219264 11,62

Kanister 5 Liter

219265 54,92



Desinfektion und Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Protho-Clean, Hager & Werken

Vollsynthetisches Pflegemittel zur Reinigung und Hochglanzpolitur von Kunststoffprothesen.

- Ästhetische Aufwertung der Präsentation Ihrer prothetischen Arbeit
- Zum Entfernen von Poliermittel- und Monomerresten auf Zahnersatz
- Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit weichem Tuch abwischen
- Angenehmer Minzgeschmack



Dose 75 ml

25306 9,99

Speikorange, Speiko

Reines Orangenöl. Leicht zu entfernen. Säubert Abformlöffel und Instrumente von Pasten und Abformmaterialien auf Alginat, Silikon-, Polyether- und Polysulfidbasis, sowie von Zinkoxid- Eugenol Materialien. Einsatz für alle V2A Stahlflächen (Löffel, Instrumente, Geräteoberflächen u.a.)

Reinigt hervorragend Edelstahlflächen



Flasche 270 ml

79485 14,80

TrayPur D 16, AD-Arztbedarf

Zur schonenden Reinigung der Abdrucklöffel, auch mit Ultraschall. Löst Alginate, Silikone und Gips. Gute Materialverträglichkeit. Umweltfreundlich, da ohne Lösungsmittel.



Dose 800 g
inkl. Messschaufel

86558 22,57

Traypurol, Voco

Wirkstoffkonzentrat zur Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst Reste von Alginaten Glas Ionomer- carboxylat-, Phosphat- und Zinkoxyd-Eugenol-Zementen. Für alle nichtrostenden Metalle, Kunststoff und Aluminium geeignet. Kann auch im Ultraschallgerät eingesetzt werden.



Flasche 1 Liter

87056 42,10

Kanister 5 Liter

87057 179,00

Traypurol Tabs, Voco

Aktiv-Tabs sind besonders leicht zu dosieren und anzuwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungspulvern lösen sie sich selbstständig in Wasser auf.

- Lösen Alginate und Zemente innerhalb kürzester Zeit
- Biologisch abbaubar und pH-neutral
- Materialschonend, für alle nicht rostenden Metalle (auch Aluminium) und Kunststoffe geeignet



Tabs 50 Stück

221213 75,90

ORBI-Touch protect Hautschutzcreme, ORBIS Dental

ORBI-Touch protect Hautschutzcreme ist speziell zum Schutz der Hände des Personals im Arbeitsalltag entwickelt worden. Als **Wasser-in-Öl-Emulsion** bildet sie auf der Haut einen Schutzfilm, der hilft, diese insbesondere bei Feuchtarbeiten vor Schaden zu bewahren.

- Nachgewiesene Schutzwirkung
- Schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen
- Hautpflegend mit Vitamin E, Glycerin und Bienenwachs
- Rezeptur dermatologisch getestet
- PH Wert 4,5



Tube 100 ml

Anwendung:

ORBI-Touch protect Hautschutzcreme wird eingesetzt, um die Haut bei Feuchtarbeiten und auch beim Tragen von Handschuhen zu schützen. Zusätzlich zur Schutzfunktion pflegt die Creme vor allem rissige und spröde Haut.

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
254852	5,45

TOP

ORBI-Touch care Hand- und Nagelbalsam, ORBIS Dental

Der ORBI-Touch care Hand- und Nagelbalsam ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Wirkstofflösung für alle Haut- und Nageltypen. Sie wirkt rückfettend und beugt spröden Nägeln vor.

- Schützt und pflegt strapazierte Haut
- Stärkt die Fingernägel nachhaltig
- Zieht schnell ein
- Dezent parfümiert
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- Ph-Wert: ca. 6,0



Spender 100 ml

227388	6,25
--------	------

TOP

ORBI-Touch Handcrème, ORBIS Dental

Handcrème für anspruchsvolle Haut mit Vitaminen und wertvollen Hautschutzkomplexen. Für ein geschmeidiges und glattes Hautgefühl, lang anhaltenden Schutz und wohltuende Pflege. Besonders geeignet zur Pflege bei häufigem Händewaschen und beim Tragen von Handschuhen.

- Sehr angenehme Konsistenz
- Zieht schnell ein
- Mit neutralem, sehr angenehmem Duft
- Nicht fettend
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- Ph-Wert: ca. 6,0



Tube 150 ml

46444	5,50
-------	------

Euroflasche 500 ml

226451	12,95
--------	-------

TOP



ORBIS®-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Hautpflege

Epicrem, Septodont

Reguliert die Feuchtigkeit, die den Händen durch Seifen- und Reinigungsprodukte entzogen wird. Epicrem verleiht den Händen eine geschmeidige Haut. Durch das schnelle Einwirken wird ein Rückfetten vermieden.



Tube 100 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
81869	13,00

Glove'n Care, Loser

Handcreme. Mineralwirkstoffe des Toten Meeres pflegen und heilen die in der Praxis durch Latex Handschuhe und häufiges Waschen beanspruchte Haut.



Tube 100 ml

32307	15,40
-------	-------

Spenderflasche 250 ml

15266	37,40
-------	-------

Handcreme Neutrogena, Johnson & Johnson

Für angegriffene und trockene Hände. Unparfümiert, hochkonzentriert, kein störender Fettfilm.



Tube 50 ml

140007	5,36
--------	------

Körperemulsion Neutrogena, Johnson & Johnson

Erhöht das Wasserbindevermögen der Haut und spendet Feuchtigkeit für über 17 Stunden. Zieht sofort ein, ohne Fettfilm.



Spenderflasche 400 ml

218491	10,60
--------	-------

Sensiva Protective Emulsion, schülke

- Farbstoff- und parfümfreier Schutz-Lotion für die normale Haut.
- leichte Pflege und Schutz
 - zieht schnell ein und ist gut verteilbar.
 - Hautschutz kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlust mit desderman pure und desmanol pure angewendet werden
 - farbstoff- und parfümfrei
 - dermatologisch geprüft



Flasche 150 ml

250947	3,60
--------	------

Flasche 500 ml

249148	7,56
--------	------

Ultraschallreiniger

MD 530, Dürr Dental

Gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von säurelöslicher Zemente, Zahnstein, Raucherflecken, Oxidschichten u.a. von Prothesen, Brücken, Kronen, Spateln, Glas etc.

- Rückstandsloses Entfernen säurelöslicher Beläge
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Geeignet für den Einsatz im Ultraschallgerät



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
66825	29,50
	26,55

MD 535, Dürr Dental

Gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von Gips und Alginaten von Abdrucklöffeln und anderen Hilfsmitteln.

- Neutraler Spezialreiniger mit besonders schneller Wirkung
- Rückstandsloses Entfernen von Gips und Alginat
- Mit Aktivitätsindikator
- Für die Anwendung im Ultraschallbad geeignet



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

66827	54,30
	48,87

Stammopur AG, Bandelin

Gips- und Alginat-Entferner. Gebrauchsfertig. Materialschonend, mild alkalisch, pH-Wert 8,0. Auch für Leichtmetalle. Biologisch abbaubar. Anwendung im Ultraschallbad.



Flasche 1 Liter

63649	23,00
-------	-------

Flasche 2 Liter

34643	29,00
-------	-------

Kanister 5 Liter

63650	57,00
-------	-------

Stammopur DB, Bandelin

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Instrumenten im Ultraschallbad, vorsicht bei Leichtmetallen und eloxierten Teilen, alkalisch pH-Wert: 13 (VAH-zertifiziert).



Flasche 1 Liter

63600	22,00
-------	-------

Flasche 2 Liter

34641	27,00
-------	-------

Kanister 5 Liter

63605	54,00
-------	-------

Wirkungsspektrum:

Aldehyd, phenol und chlorfrei, bakterizid, fungizid, viruzid (Adeno, Polio nach EN 14476 unter hoher Belastung)

Stammopur RD 5, Bandelin

Instrumenten-Intensivreiniger mit Korrosionsschutz entfernt hartnäckige, eingetrocknete Verunreinigungen von Instrumenten, Schleif- und Polierpasten, Öl, Sekrete, Blut- und Gewebereste, nicht für Leichtmetalle anwenden, alkalisch pH-Wert: 10,9 bei 1%. Anwendung 3%



Flasche 1 Liter

70229	30,00
-------	-------

Flasche 2 Liter

34644	38,00
-------	-------

Kanister 5 Liter

70241	75,00
-------	-------

Ultraschallreiniger

Stammopur DR 8, Bandelin

Desinfektions- und Reinigungskonzentrat zur Anwendung bei stark verschmutzten Instrumenten und Geräten. Hohe Materialverträglichkeit, auch für Leichtmetalle, mit Korrosionsschutz, mild-alkalisch pH-Wert: 9,4 bei 1%. Anwendung 1-3% (VAH-zertifiziert).



Flasche 2 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

126036 72,00

Kanister 5 Liter

105187 143,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, Papova, Adeno, HBV, HCV, HIV, aviäres Influenza-A-Virus H5N1

Stammopur Z, Bandelin

Zemententferner und Prothetik-Reiniger für Ultraschall. Entfernt Zement, Zahnstein, Beläge, provisorische Füllungen, Oxide, Flussmittelreste und Einbettmassen. Anwendung im Ultraschallbad nur im Einsatzgefäß (mit Kontaktflüssigkeit z.B. Tickomed 1). sauer pH-Wert: 1,9 bei 1%. Anwendung 5%. Biologisch abbaubar.



Flasche 1 Liter

63633 33,00

Flasche 2 Liter

34642 41,00

Kanister 5 Liter

63636 82,00

Tickomed 1, Bandelin

Universal-Instrumentenreiniger für Ultraschallbad. Konzentrat, besonders materialschonend, auch für Leichtmetalle, mit Korrosionsschutz. Breites Anwendungsspektrum. Entfernt auch hartnäckige Verunreinigungen wie Blut, Sekrete, Speichel. Auch als Kontaktflüssigkeit einsetzbar, mild-alkalisch pH-Wert: 9 bei 1%. Anwendung 3%. Biologisch abbaubar.



Flasche 1 Liter

80639 23,00

Flasche 2 Liter

34645 29,00

Kanister 5 Liter

81011 58,00

TarClean, Alpro

Flüssigkonzentrat zur Reinigung und selbständigen Entfernung säurelöslicher Ablagerungen (z. B. Zahnstein und Zementreste...) von Medizinprodukten, wie z. B. Zahnersatz und Instrumente.



Dosierflasche 1 Liter

163391 37,20



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Desinfektions- und Reinigungszubehör

Kanisterzubehör, ORBIS Dental

Die Zubehörteile für unsere Hygienepräparate in Kanistern unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten. Geeignet für 5-l- und 10-l-Gebinde.

TOP



Stück

Kanisterpumpe, 30 ml/Hub

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

148116 9,95

Kanisterhahn

148122 7,45

Kanisterschlüssel für 5 und 10 l Gebinde

148149 4,45

Flaschenzubehör, Leerflaschen, ORBIS Dental

Die Zubehörteile für unsere Hygienepräparate in Flaschen unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten.

TOP



Stück

Dosierflasche leer, Volumen 1 l

148093 4,45

Sprühflasche leer, Volumen 1 l

148155 4,55

Sprühkopf für 1 Liter Flasche

148156 3,35

Flasche leer mit Schaumkopf (Foamer), extrem handlich, 200 ml

46466 4,60

Flasche leer, gekröpft, für Mundspülbeckenreini-
ger, 750 ml

16158 2,30

Pumpkopf passend für die 500ml/1000 ml Eurofla-
sche

227165 4,40

Leerdose, ORBIS Dental

Zur sicheren Aufbewahrung von Desinfektionstüchern

Hinweis:

Die aktuellen Hygienerichtlinien zur Aufbereitung von Desinfektionsbehältern beachten.

TOP



Stück

184926 2,80

Messbecher, ORBIS Dental

Messbecher zum einfachen Ansetzen einer Desinfektionslösung für die Orbis Tuchspender-Systeme.

TOP



Stück

241494 8,55

Bohrerbadbehälter, 3-teilig, ORBIS Dental

- Praktisch für Kleinteile, wie Bohrer und Diamanten
- Mit Öffnung im Deckel (für Bohrer Abwurf)
- Autoclavierbar
- Mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts
- Kunststoff - Polypropen

TOP



Stück

265449 8,60

Desinfektions- und Reinigungszubehör

Desinfektionswanne, ORBIS Dental

Für alle Desinfektionsmittel geeignet, Inhalt ca. 3 l. Die Wanne besteht aus 4 Einzelteilen, Hauptwanne, Siebeinsatz, Abdeckung für Sieb und Wannendeckel. Der Siebeinsatz kann der Wanne entnommen werden und zum erleichterten Abtropfen der Lösung schräg auf die Wanne aufgesetzt werden. Die Wanne ist temperaturbeständig bis 75 °C.

Hinweis:

Die Wanne nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln desinfizieren.

TOP



Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
187827 44,95

- Außenmaße (L x B x H): 320 x 215 x 135 mm
- Innenmaße (L x B x H): 245 x 155 x 100 mm
- Aus weißem Kunststoff

ORBI-Touch Spender 1000, ORBIS Dental

Formschöner Universal-Armhebelspender

- Geeignet für Händedesinfektionen und Handwaschlotionen
- Passend für Spenderflaschen 500 oder 1.000 ml
- Auswechselbare Pumpe
- Flexible Dosiermengeneinstellung
- Inkl. Adapter für 500-ml-Spenderflaschen
- Inkl. 1.000-ml-Leerflasche
- Inkl. Wandhalterung
- Maße: H 330 (bzw. Bügel 350) x B 105 x T 222 mm (mit Tropfschale)
- Maße: H 308 (bzw. Bügel 325) x B 105 x T 222 mm (ohne Tropfschale)



Spender weiß für 500/1000 ml Flaschen

246928 49,95

Spender silber für 500/1000 ml Flaschen

246929 66,95

Abtropfschale weiß

246930 7,75

Abtropfschale silber

246931 11,95

Pumpe

246932 5,45

Schlüssel für Verschlussplatte

246933 2,20

Hinweis:

- Wandhalter des Präparatespenders REF 182211 kann weiter verwendet werden, neue Bohrungen entfallen.
- Oberfläche beständig gegen alkoholische Desinfektionsmittel.
- Optimierte für ORBI-Touch Handwaschlotion und ORBI-Touch Händedesinfektion

TOP

Präparatespender, ORBIS Dental

Wandspender für die Entnahme von Präparaten. Er kann wahlweise mit Händedesinfektionsmittel, Seife oder Pflege lotion bestückt werden.

- Edelstahlgehäuse
- Mit stabilem Bedienungshebel aus Metall
- Dosiermenge ca. 2 ml je Hub
- Für 500-ml-Flaschen
- Größe (B x H x T): 95 x 260 x 75 bzw. mit Armhebel: 170 mm
- Leicht zu montieren
- Rostfrei



Stück

182211 74,45

TOP

Desinfektions- und Reinigungszubehör

Applikationshilfen, Dürr Dental



Sprühkopf
für 1 Liter Dosierflasche

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

226278 6,70

Kanisterhahn
für 10 Liter Kanister

212625 9,60

Dosierpumpe
für 500 ml Flasche
für 1 Liter Flasche

65316 10,70

226283 10,50

Applikationshilfen, schülke



Sprühpumpe
für 500 + 1000 ml Flaschen

200453 5,43

Schaumspühpumpe foam

169436 6,08

Dosierpumpe
für 500 + 1000 ml Flaschen

36060 3,66

Kanisterdosierer
für 5 + 10 Liter Kanister

60247 9,34

Kanisterschlüssel o. Abb.
für 5 + 10 Liter

71464 5,37

Kanisterhahn
für 5 + 10 Liter

257042 8,83

Desinfektionsdose, Dürr Dental

Desinfektionsdose mit integrierter Beleg-Anzeige für die Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen oder prothetischen Arbeiten mit MD 520.

- Spezielle Aufhänge-Vorrichtung für max. 2 Abformungen
- Maße: H 18,5 cm, Ø 11,8 cm
- Fassungsvermögen: max. 1 Liter



Stück

59613 20,50

Fräsator 630, Becht

Die rotierenden Instrumente werden durch den Schlitzlochdeckel in die Desinfektionsflüssigkeit gelegt. Zum Abtropfen der Flüssigkeit kann der Siebeinsatz hochgestellt werden. Becht-Fräsator 630 aus Opalglas, sterilisierbar, komplett mit Schlitzlochdeckel und Siebeinsatz für alle rotierenden Instrumente sowie Wurzelkanalinstrumente.

Maße: H 65 mm, Ø 96/80 mm



Stück

46192 75,70

Ersatz-Einzelteile

Unterteil 46193 33,80

Siebeinsatz aus Kunststoff 46194 17,00

Schlitzlochdeckel 46195 38,50

Verschlussrolle 46196 3,95

Fräsator 631, Becht

Aus Opalglas, sterilisierbar, komplett mit Schlitzlochdeckel und Siebeinsatz. Besonders geeignet für Turbinen- und Winkelstückinstrumente.

Maße: H 66 mm, Ø 78/60 mm



Stück

46197 73,70

Ersatz-Einzelteile

Unterteil 46198 33,80

Siebeinsatz aus Kunststoff 46199 16,90

Schlitzlochdeckel 46200 38,10

Verschlussrolle 46201 3,95

Desinfektions- und Reinigungszubehör

Fräsator RS Metall, Nichrominox
Bohrerreinigungs-Behälter aus Metall mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts.



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
85231	35,45

Hygobox, Dürr Dental
Robuste, widerstandsfähige Transport- und Desinfektions-Box mit 3 Liter Fassungsvermögen.

- Ergonomisch geformte Tragegriffe für sicheren Transport
- Kippsichere Abtropfposition für den integrierten Siebeinsatz
- Kein Verhaken der Instrumente durch speziell geformte Lochschlitze
- Abmessungen: (HxBxT) 13,0 x 32,5 x 21,0 cm



Siebeinsatz weiß

Deckelfarbe gelb	19750	58,50
Deckelfarbe anthrazit	19753	58,50
Deckelfarbe pink	19754	58,50
Deckelfarbe türkis	19756	58,50
Deckelfarbe blau	19749	58,50

Siebeinsatz gelb

Deckelfarbe anthrazit	30373	58,50
-----------------------	-------	-------

Siebeinsatz blau

Deckelfarbe anthrazit	55948	58,50
-----------------------	-------	-------

Instrumentenwannen, schülke

Erleichtert die hygienegerechte Instrumentenwiederaufbereitung. Die weiße Wanne besteht aus dem Wannenkörper, einem Siebeinsatz und Deckel mit Einwurfschlitz.

3 Liter Maße: 25 x 15 x 12 cm (B x T x H)
5 Liter Maße: 50 x 17 x 12 cm (B x T x H)

Die Aufbereitung darf nicht über 55 °C erfolgen.



Stück

3 Liter	75683	69,38
5 Liter	74965	82,18

Präparatespender KH, schülke

Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen. Passend für 500 ml bis 1000 ml Einwegflaschen.

- verstellbarer Dosierhub von ca. 0,75 ml bis ca. 1,5 ml
- austauschbare Pumpe (Kunststoffpumpe) sichert störungsfreien Präparatefluss
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Armhebel aus Edelstahl
- Spender ist autoklavierbar (bei Ausführung mit Edelstahlpumpe)
- Spender ist spülmaschinenfest
- Lieferumfang: Spender ohne Flasche



Spender KHK 500
mit kurzem Armhebel
für 500 ml Flaschen

200425 75,72

Spender KHL 500
mit langem Armhebel
für 500 ml Flaschen

200426 87,05

Spender KHK 1000
mit kurzem Armhebel
für 1000 ml Flaschen

200433 88,31

Spender KHL 1000
mit langem Armhebel
für 1000 ml Flaschen

200434 95,88



Desinfektions- und Reinigungszubehör

Präparatespender KHN Touchless, schülke

Für die berührungslose Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen (Magnetfeldtechnologie).

- verstellbarer Dosierhub von ca. 0,75 ml bis ca. 1,5 ml
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Armhebel aus Edelstahl
- Spender ist spülmaschinenfest
- niedriger Energieverbrauch ermöglicht lange Batterielaufzeit (bis zu 2 Jahre)
- manuelle Bedienung durch Notbügel bei Batterieerstand



Spender KHN touchless
für 1000 ml Flaschen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

274612 **252,00**

Schalenhalter

210464 **59,29**

Universal-Präparatespender, Dürr Dental

Universal-Präparatespender zur Wandmontage für die Applikation von Händepreparaten.

- Erhältlich mit kurzem (S) oder langem (L) Armhebel
- Langlebige Aluminium- und Edelstahlausführung
- Autoklavierbare Pumpe
- Maße (BxHxT): S 400/L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm, Armhebellänge: S: 16 cm, L: 21,5 cm L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm, Armhebellänge: 22,5 cm



Spender S400
mit kurzem Armhebel
für 500 ml Flaschen

221105 **98,00**

Spender L400
mit langem Armhebel
für 500 ml Flaschen

221106 **98,00**

Spender L1000
mit langem Armhebel
für 1000 ml Flaschen

221107 **98,00**

Universal-Präparatespender Touchless, Dürr Dental

Batteriebetriebener Sensorspender zur handberührungsfreien, hygienischen Applikation von Händepreparaten.

- Optimale Händehygiene durch berührungslose Bedienung
- Batteriebetrieb mit Batteriestandanzeige durch akustisches Signal zum Batteriewechsel
- Hoher Hygienestandard durch Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Autoklavierbare Edelstahlpumpe
- Maße (BxHxT): T 1000/T 400: 9,2 x 33 x 21 cm



Spender T400
für 500 ml Flaschen

241040 **249,00**

Spender T1000
für 1000 ml Flaschen

241041 **249,00**

Schalenhalter
für Wandmontierte Spender

241042 **65,00**

Wandspender plus, B. Braun

Universal (Euro-) Wandspender plus zur Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Waschlotionen und Pflegelotionen. Passend für alle handelsüblichen 500 ml und 1000 ml Gebinde. Aluminiumgehäuse - autoklavierbar. Leichte und schnelle Pumpenreinigung durch Frontentnahme möglich. Einstellbare Dosierung ca. 1,5ml / 1,0ml / 0,7ml in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes. Inklusive flexibler Dichtungskappe gegen Verdunstung. Zusätzlich zwei austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)



Spender ELS
für 500 ml Flaschen

230894 **59,48**

Spender TLS
für 1000 ml Flaschen

230893 **59,48**

Einmal-Servietten und Handtücher

Einmalhandtücher, 2-lagig, ORBIS Dental

Hochsaugfähige Einmalhandtücher mit farblicher Designprägung

- 100 % Zellstoff
- ZZ-Falzung

TOP



Karton mit 3200 Stück

2-lagig, neutral
mit lila Designprägung
Größe: 23 x 21 cm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

233449 35,65

Karton mit 3200 Stück

2-lagig, neutral
mit grüner Designprägung
Größe: 23 x 21 cm

233450 35,65

Einmalhandtücher, aus Zellstoff, ORBIS Dental

Hochsaugfähige Handtücher, umweltverträglich hergestellt aus hochweißem Zellstoff-Tissue. Die Tücher haben einen angenehm-weichen Grip, sind sehr saugfest und sparsam in der Verwendung.

- 100% Zellstoff-Tissue
- Interfold-Falzung

TOP



Karton mit 2300 Stück

3-lagig, hochweiß
Größe: 22 x 32 cm

204986 52,45

Karton mit 3200 Stück

2-lagig, hochweiß
Größe: 25 x 21 cm

199300 37,75

Einmalhandtücher, grün, ORBIS Dental

Saugfähige Papierhandtücher, umweltverträglich hergestellt aus reinem Recyclingmaterial. Die Tücher haben einen angenehmen Grip, sind saugfest und angenehm in der Verwendung.

- 100% Recyclingmaterial
- ZZ-Falzung

TOP



Karton mit 3.750 Stück

2-lagig, grün
Größe: 24 x 23 cm

239224 39,95

Einmalhandtücher, recycelt, ORBIS Dental

Hochsaugfähige Papierhandtücher, umweltverträglich hergestellt aus reinem Recyclingmaterial. Die Tücher haben einen angenehmen Grip, sind sehr saugfest und angenehm in der Verwendung. Wählen Sie zwischen verschiedenen Qualitätsstufen!

- 100% Recyclingmaterial
- ZZ-Falzung

TOP



Karton 5.000 Stück

1-lagig, ungebleicht-naturweiß
Größe: 25 x 21 cm

199299 25,95

Karton 5.000 Stück

1-lagig, hochweiß
Größe: 25 x 21 cm

46395 34,65



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Einmal-Servietten und Handtücher

Handtuchspender, aus Edelstahl, ORBIS Dental

Formschöner Wandspender aus gebürstetem Edelstahl, für alle gängigen Papierhandtücher. Leichte und sichere Einzelchentnahme. Große Kapazität, je nach Handtuchqualität bis zu 600 Tücher! Leicht zu montieren.

TOP



Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

182227 74,45

Stück

Handtuchspenderschlüssel

215013 6,75

- mit Schloss
- Sichtfenster für Füllstandskontrolle
- Größe (H x B x T): 330 x 250 x 130 mm

Nasskreppservietten, ORBIS Dental

Stabiles, weiches Krepp, schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit

- Farbe: weiß
- Papiergewicht: 24 g/qm
- Format 34 x 38 cm

TOP



Packung 1.000 Stück
ab 3 Packungen

144591 20,95
18,95

Nasskreppservietten premium, ORBIS Dental

Stabiles, weiches Krepp, schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit.

- Schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung,
- Verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit
- Papiergewicht 25 g/qm
- Format 34 x 38 cm

TOP



Packung 1.000 Stück

277777 24,25

Zelltuchservietten, ORBIS Dental

Weiche, besonders saugfähige Servietten, hergestellt aus sauerstoffgebleichter Zellulose. Wählen Sie zwischen 2 Varianten:

- 2-lagig oder 4-lagig!
- Super weich
- Größe: 40 x 40 cm

TOP



2-lagig, weiß

Packung 50 Stück
Karton 1.000 Stück

146537 2,35
147897 33,75

4-lagig, weiß

Packung 25 Stück
Karton 800 Stück

146538 2,25
147898 46,75



ORBIS®-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Einmal-Servietten und Handtücher

ORBI-Serviettenhalter, ORBIS Dental

- Hygienische Einweg Serviettenhalter
- Unkompliziertes Anbringen durch 2 Klebestreifen
 - Hoher Tragekomfort durch weiches Krepp-Papier
 - One Size
 - Perfekte Sicherheit in der Hygienekette



Packung 250 Stück

Artikel-Nr. 230606
Preis pro Einheit 14,65

TOP

Serviettenkettchen, ORBIS Dental

Serviettenhalter aus verchromter Perlenkette, in der Länge verstellbar. Die Servietten werden von den Klemmen sicher fixiert.

- Autoklavierbar
- Länge: 45 cm



Stück

147889 5,65

Serviettenhalter, farbig, ORBIS Dental

Serviettenhalter aus thermoplastischem Kunststoff.

- Autoklavierbar
- Länge: 48 cm



Stück

gelb	248323	4,95
grün	248324	4,95
pink	248327	4,95
weiß	248328	4,95
lila	248329	4,95
hellblau	248331	4,95
neongelb	248332	4,95
orange	248333	4,95
blau	248334	4,95

Packung 5 Stück

gelb	241036	15,95
pink	241038	15,95
rot	241160	15,95
hellblau	241161	15,95
neongelb	241162	15,95
orange	241163	15,95
blau	266931	15,95

Bonline, Ethicon

Mehrzwecktuch aus textilem Vliesstoff, rubbelfest und saugfähig. Nass und trocken anwendbar, z. B. als Serviette, Einmalhandtuch und Wischtuch.



Packung 100 Stück

Farbe: blau

ab 6 Packungen

87300 13,08

11,77

TOP



ORBIS®-Produkte
Qualität die sich auszahlt

Einmal-Servietten und Handtücher

Kleenex Handtücher Ultra Soft, Kimberly-Clark

- **Ultra Soft klein Typ 6789**
hochsaugfähiges Airflex Material
2-lagig
- **Ultra Soft medium Typ 6777**
hoch saugfähiges Airflex Material,
2-lagig
- **Ultra Soft groß Typ 6772**
hoch saugfähiges Airflex Material,
2-lagig



Ultra Soft klein, Typ 6789

Maße: **21,5 x 21 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 2.790 Stück

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

216262 **43,00**

Ultra Soft medium, Typ 6777

Maße: **21,5 x 31,5 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 3.720 Stück

216075 **95,10**

Ultra Soft groß, Typ 6772

Maße: **21,5 x 41,5 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 2.820 Stück

216077 **137,75**

Kleenex Handtücher Ultra Super Soft, Kimberly-Clark

- **Ultra Super Soft medium Typ 6771**
hoch saugfähiges Airflex Material,
3-lagig
- **Ultra Super Soft groß Typ 6773**
hoch saugfähiges Airflex Material,
3-lagig
- **Ultra Super Soft Premier Typ 6764**
hoch saugfähiges Airflex Material,
3-lagig



Ultra Super Soft groß, Typ 6773

Maße: **21,5 x 41,5 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 2160 Stück

216078 **128,40**

Ultra Super Soft Premier, Typ 6764

Maße: **21,5 x 31,5 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 1.080 Stück

29436 **89,20**

Kleenex Kosmetiktücher, Kimberly-Clark

2-lagiges, weißes Tissue, aus 100 % Frischzellstoff. Besonders weich und dabei reißfest, hoch saugfähig und vielseitig im Gebrauch. Jederzeit zur Hand - hygienisch und sparsam aus der Zupfbox.



Spenderbox 100 Stück

Tuchgröße: **18,6 x 21,6 cm**

37952 **1,58**

Scott Natura, Kimberly-Clark

- **Handtücher - gefaltet, medium, Typ 6810**
100 % Recyclingmaterial, geprägt, 2-lagig
- **Handtücher - gefaltet, klein, Typ 6811**
100 % Recyclingmaterial, geprägt, 2-lagig
- **Handtücher - gefaltet, groß, Typ 6812**
100 % Recyclingmaterial, geprägt, 2-lagig



Typ 6810 medium

Maße: **25 x 33 cm, C-Falzung**
Farbe: **weiß**
Karton 2.800 Stück

49423 **77,95**

Typ 6811 klein

Maße: **25 x 23 cm, ZZ-Falzung**
Farbe: **weiß**
Karton 3.600 Stück

49422 **75,70**

Typ 6812 groß

Maße: **25 x 50 cm, C-Falzung**
Farbe: **weiß**
Karton 1.680 Stück

49418 **71,65**



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Einmal-Servietten und Handtücher

Aquarius Handtuchspender, Kimberly-Clark

Handtuchspender für Formathandtücher - interfold

Der einzigartige, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme.

- Interfold - das beliebteste Format für Falthandtücher - die einzelnen Handtücher stehen dem Anwender vollentfaltet zur Verfügung, ohne zuvor von einem anderen Benutzer berührt worden zu sein



Stück
Maße H x B x T: **39,9 x 26,5 x 13,6 cm**
Farbe: **weiß**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
229296	76,15

Aquarius Handtuchspender Standard Klein, Kimberly-Clark

Spender für Formathandtücher - Standard Klein

Geeignet für: **C-Falz oder Zick-Zack gefalteten Handtücher**



Stück
Maße H x B x T: **15,5 x 26 x 13 cm**
Farbe: **weiß**

229299	26,65
--------	-------

Tork Advanced Handtuch grün, Essity

2-lagiges Tissue, angenehm weich und saugstark durch Luftpolster-Prägung. Schnelle Wasseraufnahme und gute Nassfestigkeit sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit.

- Umweltfreundlich - Blauer Engel



Karton 3.750 Stück
Maße: **25 x 23 cm**
Zickzackfaltung

228393	35,00
--------	-------

Karton 2.560 Stück
Maße: **25 x 31 cm**
Lagenfaltung

274357	46,42
--------	-------

Karton 1.920 Stück
Maße: **25 x 41 cm**
Lagenfaltung

274351	42,40
--------	-------

Tork Advanced Handtuch weiß, Essity

2-lagiges Tissue, angenehm weich und saugstark durch Luftpolster-Prägung. Schnelle Wasseraufnahme und gute Nassfestigkeit sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit.

- Umweltfreundlich - Blauer Engel



Karton 2.560 Stück
Maße: **25 x 31 cm**
Lagenfaltung

274354	64,14
--------	-------

Karton 1.920 Stück
Maße: **25 x 41 cm**
Lagenfaltung

274352	60,32
--------	-------

Karton 1.600 Stück
Maße: **25 x 50 cm**
Lagenfaltung

274353	60,43
--------	-------

Karton 3.750 Stück
Maße: **25 x 23 cm**
Zickzackfaltung

228385	67,95
--------	-------

Tork Advanced Wischtuch, Essity

• **M2 Innenabrollung**
2-lagiges Tissue, Hochweiß, Perforiert

• **M1 Innenabrollung Mini**
2-lagiges Tissue, Hochweiß, Perforiert

• **M1 Innenabrollung**
1-lagiges Tissue, Hochweiß, Unperforiert



Typ M2
Karton 6 Rollen = 2742 Blatt
Maße: **21,5 x 35 cm**

141447	75,78
--------	-------

Typ M1
Karton 11 Rollen = 2354 Blatt
Maße: **21,5 x 35 cm**

214533	82,47
--------	-------

Typ M1
Karton 11 Rollen 120 m
Maße: **21,5 cm breit**

216280	59,50
--------	-------

Tork Spendersysteme – für höchste Hygiene

In Einrichtungen wie Arztpraxen, Labors und Krankenhäusern gelten hohe Anforderungen an Hygienestandards. Die ausgezeichneten Tork Hygienespendersysteme erfüllen diese Anforderungen und sind dabei besonders funktional, um Verbrauchsmaterial und Nachfüllzeiten einzusparen – für höchste Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit.

- Funktionale Spendersysteme und leistungsstarke Papierqualitäten reduzieren den Verbrauch, Wartungsaufwand sowie den Abfall und damit die Kosten
- Hygienespender bieten hygienischen Schutz der Tücher



Tork Xpress® Spender für Multifold Handtücher



Tork Spender für Zickzack- und Lagenfalz Handtücher



Tork Seifenspender



reddot design award winner 2009

**Bis zu 37%*
weniger Verbrauch!**



Tork Toilettenpapierspender



Tork Innenabrollungspender



Tork Duftspender

www.tork.de
0621 - 7784700

Tork, eine Marke von Essity



Think ahead.

* Interne Studie über einen Zeitraum von vier Wochen. Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher im Vergleich zu den Tork Reflex™ Starke Mehrzweck Papierwischtüchern. Die Tork Reflex™ Starke Mehrzweck Papierwischtücher sind 37% ergiebiger als herkömmliche Innenabrollungen.

Einmal-Servietten und Handtücher

Tork Advanced Wischtuch, Essity W 5 Vario Rollen System



Karton 10 Rollen x 55 m = 2000 Blatt
Maße: **23 x 27,5 cm**
Farbe: **grün, geprägt**
2-lagig, perforiert

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

140060 **32,93**

Karton 10 Rollen x 55 m = 2000 Blatt
Maße: **23 x 27,5 cm**
Farbe: **weiß, geprägt**
2-lagig, perforiert

69229 **32,83**

Tork Handtuchspender, Essity

Der Tork Elevation Handtuchspender für Zickzackfaltung und Lagenfaltung. Jederzeit nachfüllbar, mit Sichtfenster, abschließbar oder im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen, schlagfester Kunststoff.



Stück Spender
Maße B x H x T: 33,3 x 43,9 x 13,6 cm
Farbe: **weiß**

30680 **49,83**

Stück Spender Mini
Maße B x H x T: 33,2 x 29,1 x 13,5 cm
Farbe: **weiß**

30679 **29,60**

Taschentücher

4-lagig, chlorfrei gebleicht



Packung
15 Päckchen x 10 Stück

152068 **4,42**

Profix Allzwecktücher

Preiswerte, saugstarke 2-lagige Allzwecktücher.
Tuchgröße: **21 x 21,5 cm**



Packung 150 Stück
ab 5 Packungen

259550 **2,82**
2,54

Wasella-dent Zelltuchservietten, Waldschmidt

Mit Sauerstoffgebleichter Zellulose hergestellt. 1/8 Falz, besonders weich und saugfähig.
Format: **40 x 40 cm**



Karton 800 Stück
4-lagig, Farbe: **weiß**

33219 **68,40**

Karton 1500 Stück
2-lagig, Farbe: **weiß**

203165 **88,66**

Mundschutz mit Bändern, ORBIS Dental

Hochwirksamer Mundschutz, hypoallergen dank ausgesuchter Rohmaterialien, latexfrei. Der extralange Nasenbügel erlaubt eine optimale Anpassung der Maske an die Gesichtskontur. Geringer Atemwiderstand, daher auch für Brillenträger geeignet. Stabile Bänder.

- **Filterleistung 99% (Melt Blown-Filter)**
- **Rundum ultraschall-vernäht, sehr hoher Tragekomfort**
- **Frei von Latex, Glasfasern, Kupfer und Nickel**



Packung 50 Stück

blau
grün
weiß

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
145978	14,95
145878	14,95
145893	14,95

TOP

Mundschutz mit Gummizug, ORBIS Dental

Hochwirksamer Mundschutz, hypoallergen dank ausgesuchter Rohmaterialien, latexfrei. Der extralange Nasenbügel erlaubt eine optimale Anpassung der Maske an die Gesichtskontur. Geringer Atemwiderstand, daher auch für Brillenträger geeignet. Stabile, mit Baumwolle ummantelte Gummizüge

- **Filterleistung 99% (Melt Blown-Filter)**
- **Rundum ultraschall-vernäht, sehr hoher Tragekomfort**
- **Frei von Latex, Glasfasern, Kupfer und Nickel**



Packung 50 Stück

blau
grün
weiß

145981	14,95
145982	14,95
145983	14,95

TOP

Face Mate

Der Mundschutz zum Binden. Glasfreies Filtermedium, besonders hautfreundlich, extrem hohe Saugfähigkeit, optimal für Brillenträger.



Packung 50 Stück Farbe: grün

85066	21,76
-------	-------

Miramask, Hager & Werken

Hygienische und preiswerte Einwegmaske aus federleichtem Vliesmaterial.



Packung 100 Stück

87744	6,20
-------	------

Mundschutz

Monoart Mundschutz Pro 3 mit Gummizug, Euronda

3-lagige Mundschutzmaske aus hautverträglichem Vlies mit Gummizug

- Filterleistung über 99%
- Latex-, glasfaser, nickel- und kupferfrei
- Hochwertige Verarbeitung ohne Farbstoffe
- Weich umwickelte Ohrgummis



Packung 50 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
weiß	196056	19,50
mintgrün	183631	19,50
gelb	169621	19,50
lila	37638	19,50
orange	194255	19,50
rosa	169627	19,50
blau	188348	19,50
cedro	219741	19,50
platin	249213	19,50
lagunablau	276566	19,50

Monoart Mundschutz Pro 3 Flower, Euronda

3-lagige Mundschutzmaske aus hautverträglichem Vlies mit Gummizug

- Filterleistung über 99%
- Latex-, glasfaser, nickel- und kupferfrei
- Hochwertige Verarbeitung ohne Farbstoffe
- Weich umwickelte Ohrgummis



Packung 50 Stück

flower-rosa	227420	19,50
flower-blau	242155	19,50
flower-lila	245202	19,50
flower-cedro	242156	19,50

Roeko Protecta Quick non Latex, Coltène

Mundschutz für Latexsensible und Latexallergiker.

- 100 % latexfrei
- Dreilagiges, hautfreundliches Vliesmaterial
- Extra weiche Ohrschlaufen und langer formbarer Nasenbügel
- Filterleistung > 99%, Typ II nach EN 14683:2005



Packung 50 Stück

Farbe: blau

69598 18,21

Stereo-Kopfbandlupe LED, ORBIS Dental

Superleichte Lupe für Zahnärzte und Zahntechniker mit vier verschiedenen Stereolupenteilen. Die Auswahl von vier Vergrößerungen ermöglicht jedem Anwender eine für ihn optimale Einstellung der Sichtverhältnisse bei entsprechendem Arbeitsabstand. Mit heller, stromsparender LED-Leuchte. Das Lampenteil mit dem Batteriefach ist abnehmbar. Benötigt werden drei Batterien, Typ AAA



Stück
Stereo-Kopfbandlupe, komplett mit je 1 Linse 1,2, 1,8, 2,5 und 3,5

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

176962 65,95

Ersatzlinsen Stück

1,2-fache Vergrößerung - Abstand: 520 - 620 mm	188748	6,95
1,8-fache Vergrößerung - Abstand: 230 - 320 mm	172991	6,95
2,5-fache Vergrößerung - Abstand: 150 - 230 mm	187050	6,95
3,5-fache Vergrößerung - Abstand: 80 - 120 mm	187058	6,95

TOP

Lupenbrille, Sigma Dental

Einfache, schwarze Stirnbandlupe. Problemlose Handhabung durch Klettverschluss.



Stück
2,5-fache Vergrößerung

73948 47,50

Stück
4-fache Vergrößerung

73949 47,50

Lupenbrille MaxDetail, Eschenbach - Optik

Neues, dynamisches Zweifarb-Design, anpassbare Bügel, griffigere Rändel für besseres fokussieren.

- Jetzt mit verbessertem Halt durch individuell kaltanpassbare Bügel
- Auch löten oder heiß kleben ist möglich. Bei Arbeiten mit der MaxDetail wird die Linse nicht von heißen Dämpfen getroffen.
- Optimaler Arbeitsabstand von 40 cm
- Brillenträger setzen Ihre Brille ab, und können an der MaxDetail bis zu +/-3 dpt einstellen.
- Inkl. Komfortetui und Haltebügel auch für unterwegs



Stück
2-fache Vergrößerung

215131 109,00

Lupenbrillen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Lupenbrille MaxDETAIL mit headlight LED, Eschenbach - Optik

- Jetzt mit verbessertem Halt durch individuell kaltanpassbare Bügel
- Auch löten oder heiß kleben ist möglich. Bei Arbeiten mit der MaxDETAIL wird die Linse nicht von heißen Dämpfen getroffen.
- Optimaler Arbeitsabstand von 40 cm
- Brillenträger setzen Ihre Brille ab, und können an der MaxDETAIL bis zu +/-3 dpt einstellen.
- Inkl. Komfortetui und Haltebügel auch für unterwegs
- Klein, leicht und kompakter LED-Strahler
- Bündelung des Lichtes auf einen bestimmten Arbeitsabstand mittels CPC-Optik (Compound Parabolic Concentrator)
- Stromversorgung über handliches, kompaktes Batteriegehäuse und Kabelführung
- Flexibles Kabel mit Zusatzadapter zum Fixieren am Brillenbügel



Stück
Lupenbrille Maxdetail mit Headlight LED

241374 **207,00**

- Lampengehäuse Maße: 32 x 20 x 34 mm, Schwenkbereich: vertikal
- * Batteriegehäuse Maße: 90 x 55 x 29 mm (ohne Clip), 1m Kabellänge

Vorsatzlupe laboMED, Eschenbach - Optik

Diese dezent, sehr leichte und stabile Vorsatzlupe ermöglicht vergrößertes Sehen und gleichzeitiges Arbeiten mit beiden Händen.

Für die verschiedenen Vergrößerungen gibt es unterschiedliche Linsen, die einen definierten Arbeitsabstand haben. Metallhalterung in schwarz. Die Lieferung der Vorsatzlupe laboMED erfolgt in einer Aufbewahrungsbox.



Stück
2-fach Vergrößerung

34013 **124,00**

Stück
2,5-fach Vergrößerung

33229 **124,00**

Vorsatzlupe laboCLIP, Eschenbach - Optik

Zum einfachen Aufstecken auf nahezu jeder Brillenfassung.



Stück
2-fach Vergrößerung

59221 **64,90**

Stück
2,5-fach Vergrößerung

60204 **64,90**

Lieferung erfolgt in Aufbewahrungsbox

Lupenbrille Super Scope, Sigma Dental

- Stirnbandlupe für den kurzzeitigen Einsatz
- Auch für Brillenträger geeignet
- Hartvergütete Kunststofflinsen
- Auf jede Kopfgröße einstellbar dank Klettverschluss
- Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort
- Vergrößerung: 2-fach



Stück

45106 **122,57**

ORBIS Schutzvisier, ORBIS Dental

Effektive Schutzbrille mit hervorragender Transparenz:

- Nase, Augen und Mund werden bedeckt
- Das Gestell ist autoklavierbar bei 121 °
- Schutzschilde aus Polycarbonat können mit milder Seife oder alkoholfreien Mitteln gereinigt werden (NICHT mit alkoholbasierten Mitteln)



Set
1 Rahmen + 6 Visiere
Farbe: weiß

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
278918 27,95

Set
1 Rahmen + 6 Visiere
Farbe: hellblau

278917 27,95

Packung 12 Stück
Ersatzschilder

278922 23,95

TOP

Schutzbrillen, 3M

Klassische Schutzbrille mit schmalen Schnitt.

- Kratzbeständig und beschlagfrei dank einer speziellen Scheibenbeschichtung
- Kompaktes Design: schmaler Nasensteg sowie flache Bügel
- Sehr leicht und komfortabel
- Materialien: Polycarbonat
- Zuverlässiger Schutz vor gefährlicher UV Strahlung



Stück
Farbe: klar

179889 13,23

Anti-fog Schutzbrillen, KKD TopDent

Universalschutzbrille für den täglichen Einsatz in Praxis und Labor.

- Mit spezieller, beidseitiger Antibeschlags Beschichtung
- Beschlagfreie, kratzunempfindliche Universalbrille
- Mit Seitenschutz
- Spezielle Form, daher auch über Korrekturbrille zu tragen




Stück

rot	58085	14,70
weiß	58006	14,70
blau	58077	14,70
klar	28057	14,70
purpur	58167	14,70
gelb-orange	58173	14,70

Proto-Cam, Hager & Werken

Gesichtsschutzschild

- Aus nicht-reflektierendem Polycarbonat
- Leichter Brillenbügel zur Kopfbefestigung (25 g)
- Ideal für die Behandlung von Risikopatienten
- Sicheres Arbeiten mit dem Prophylaxestrahlergerät



Set
mit Bügel und 5 Wechselschilden

46637 37,99

Packung
5 Stück Ersatzschilde

46638 24,99

Proto-Cam Smart, Hager & Werken

Gesichtsschutzschild

- Umfassender Schutz durch vollständige Gesichtsabdeckung
- Uneingeschränktes Sichtfeld
- Sehr leicht
- Schlankes Design
- Schildabmessungen: 23,50 cm x 16,5 cm
- CE Zeichen



Set
Rahmen weiß, inkl. 12 Wechselschilde

278876 37,99

Packung
12 Stück Ersatzschilde

281632 22,99

NEU

Schutzbrillen

Einmalartikel Labor / Sonstiges

iSpec Safety Fit (uvex), Hager & Werken

Wegweisendes Design und höchste Sicherheit

- Uneingeschränkte Seitensicht
- Bügellänge und Winkel individuell einstellbar
- Leichter Wechsel der Scheiben
- 100 %iger UV-Schutz

Beschichtung: dauerhaft beschlagfrei, kratzfest und antistatisch



Stück

gelb/schwarz

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

145233 18,75

Stück

Ersatzscheibe

47361 6,80

iSpec Comfort Fit (uvex), Hager & Werken

Modische Schutzbrille auf Mehrkomponentenbasis

- Hoher Tragekomfort durch Mehrmaterialbasis (Hart-/Weichkomponenten)
- Braune Scheibe mit 3000 UV SCT-Beschichtung (100 %iger UV-Schutz und Chemikalienbeständig)
- Einfacher Scheibenwechsel
- Bügellänge individuell einstellbar

Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei



Modell I-VO

Stück

Fassung: **blau/grau**
Scheibe: **transparent**

145328 25,50

Modell I-VO S

Stück

Fassung: **blau/orange**
Scheibe: **braun**

147616 25,50

iSpec Flexi Fit II (uvex), Hager & Werken

Extrem leichte und moderne Schutzbrille

- Scheibe und Fassung aus hochschlagzähem Kunststoff
- Zusätzlicher Seitenschutz vor Blendung
- Länge der Softbügel individuell einstellbar
- Ideal auch für Sport und Freizeit
- Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Mit transparenter Fassung = uvex Skybrite SX2



Stück

Fassung: **blau**
Scheibe: **farblos**

17465 20,30

Uvex Skybrite

Fassung: **blau/transluzent**
Scheibe: **farblos**

17464 20,30

Ersatzscheibe, farblos
für Skyper und Skybrite

159097 10,99

iSpec Flexi Fit (uvex), Hager & Werken

Modische, flexible Schutzbrille

- Optimale Sicherheit durch Seitenschutz
- Bügellänge individuell einstellbar
- Beschichtung der transparenten Schutzscheibe: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei



Stück

schwarz
blau

25861 19,50

25862 19,50

Stück

HC/AF - Ersatzscheibe

25863 11,50

iSpec Slim Fit UV (uvex), Hager & Werken

UV-Schutzbrille

- Sicherer Schutz gegen UV-Strahlung im Wellenlängenbereich 350/523 nm
- Für alle Lichtpolymerisationsgeräte
- Getestet durch NIOM (Nordic Institute of Dental Materials)
- Sehr leicht mit 21 g

Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei



Stück

Fassung: **weiß**
Scheibe: **orange**

212056 43,99

iSpec Smart, Hager & Werken

- Schutzbrille im klassischen Design
- Idealer, ergonomischer Sitz
 - Uneingeschränkte Seitensicht
 - Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
 - Gewicht: 23 g



Stück
Bügel: **blau-transparent**
Scheibe: **farblos**

Stück
Bügel: **pink-transparent**
Scheibe: **farblos**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

277518 12,95

277519 12,95

NEU

iSpec Fit OTG (uvex), Hager & Werken

- Leichte Überbrille mit neuester Scheibentechnologie
- Kein Bügelkontakt mit vorhandener Korrekturbrille
 - Gute Abdeckung des Augenraumes
 - Weiche, besonders flexible Bügelenden
 - Für optimale, optische Abbildungseigenschaften
 - Gewicht: 37 g



Stück
Fassung: **blau**
Scheibe: **farblos UV 2C-1,2**

56971 27,50

iSpec X Fit (uvex), Hager & Werken

- Elegante Schutzbrille in schlanker Form
- Anatomisch geformte Panorama-Scheibe
 - Extrem weites und geschütztes Gesichtsfeld
 - 20 % größere Abdeckung gegenüber normalen Bügelbrillen
 - Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
 - Gewicht: 58 g



Stück
Fassung: **schwarz**
Scheibe: **farblos**
UV-Bereich: **2-1,2 nm**

38871 18,99



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Arbeits/Transportschalen

ORBI-Bitebox, ORBIS Dental

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff.

- Geeignet für Klammern und Knirscherschienen
- Belüftungslöcher
- Verschiedene Farben erhältlich
- Höhe innen ca. 23 mm
- Glänzend



Packung 10 Stück, Größe 1

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
weiß	239225 7,65
pink	245450 7,65
grün	255361 7,65
hellgrün	255362 7,65
hellblau	245452 7,65

TOP

ORBI-Orthobox, ORBIS Dental

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff.

- Geeignet für Prothesen und kieferorthopädische Geräte
- Für Mundschutz ebenfalls geeignet
- Belüftungslöcher
- Verschiedene Farben erhältlich
- Höhe innen ca. 30 mm
- Matt



Packung 10 Stück, Größe 2

weiß	239226 11,95
pink	245451 11,95
grün	255359 11,95
hellgrün	255360 11,95
hellblau	245453 11,95

TOP

Arbeitsschalen, Freudling

Moderne Arbeitsschalen in sechs neuen transluzenten Farben.

- Aus schlagfestem ABS Material
- Stapelbar und platzsparend
- Incl. Steckklappe und Klammer
- Elegant geschwungene Form
- Schwenkbare Klappe
- **Größe: 20,3 x 20,3 x 6 cm**



Stück

crystal	182007 8,40
eisblau	182606 8,40
eisgrün	182527 8,40
mango	182601 8,40
nachtblau	182506 8,40
rot	176145 8,40

Zu den Arbeitsschalen sind auch die farblich passenden Griffe lieferbar

Arbeitsschalen System Ergospace, KaVo



Arbeitsschalen

Packung 20 Stück
Maße: B 140 x T 180 x H 40 mm
Farbe: safari

89558 101,00

Modellschalen

Packung 10 Stück
Maße: B 200 x T 200 x H 40 mm
Farbe: safari

89559 65,00

Steckplatten Packung 10 Stück

umbra	89565 53,00
perlweiß	89563 53,00
aubergine	89560 53,00
blassgrün	207521 53,00
safrangelb	89561 53,00
taubenblau	89562 53,00
AS-Wandleiste	36199 22,00
Stück, 100 cm lang	

Arbeits/Transportschalen

Arbeitsschalen-System Masterspace, KaVo



Arbeitsschalen
Packung 20 Stück
Maße: 160 x 170 mm
Farbe: carrara

Modellschalen
Stück
Maße: 200 x 220 mm
Farbe: carrara

Steckplatten Packung 10 Stück

carrara
fels-grau
apatit-blau
feueropal-rot
schwefel-gelb
chrysokoll-grün

AS-Wandleiste
Stück 100 cm lang

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
78851	83,00
83715	8,00
24215	81,00
24212	81,00
170875	81,00
24213	81,00
78853	81,00
24214	81,00
86676	49,00

Membranbox Medium, Hager & Werken

Patentierter Transport- und Aufbewahrungsbox. Mit zwei elastischen, durchsichtigen Membranen
Optimale Lagerung für das sichere Versenden hochwertiger Arbeiten. Lange Lebensdauer durch hochwertiges Material.
Stapelbar
Für Brücken, Teilprothese, Geschiebe etc.
Maße innen (B x H x T): 8,5 x 2,2 x 9 cm



Membranbox, Hager & Werken

Transport- und Aufbewahrungsbox mit Innenmembran. Zwei Membranfolien halten den Inhalt schonend und gut sichtbar fest. Sicherheitsverschluss. Kein Klappern, da zwei Membranfolien auch kleinste Teile absolut schonend fixieren.

- Small: für Einzelkronen, Inlays etc., stapelbar

Maße: B x H x T / 4 x 1,9 x 4 cm

- XXL: für zwei Modelle, stapelbar

Maße: B x H x T / 19,2 x 4,8 x 9,2 cm

- Medium

Maße: B x H x T / 8,5 x 9 x 2,2 cm



Packung 12 Stück
Größe: Small

Stück
Größe: XXL

Stück
Medium

50220	21,99
36598	8,40
50219	14,35

Protho Box, Hager & Werken

Wasserdicht verschließbare Prothesenbox.

- Dient gleichzeitig zur Aufbewahrung und Reinigung der Prothese
- Lagerung der Prothese in der Reinigungslösung
- Für zwei Prothesen und 80 ml Flüssigkeit
- Ideal auch für herausnehmbare Zahnsprossen
- Wasserdicht durch spezielle Verriegelung
- Mit Spiegel im Deckel



Stück
Box mit Bürste
Bürste einzeln

31476	7,65
12061	2,99

Arbeits/Transportschalen

Quick-Box, Hinz

Aufbewahrungsboxen für KFO-Geräte und Mundschutz aus stabilem Kunststoff mit Klippverschluss. Mit Umhängeöse und Belüftungslöchern zur Verhinderung von Bakterienbildung.

- **Größe I**
für Klammern/Knirscherschienen.
- **Größe II**
für Mundschutz/Positioner.



Stück Größe I

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
gelb	67705	0,92
hellgrün	67711	0,92
rot	67703	0,92
türkis	67710	0,92
violett	67787	0,92
transparent	244556	0,92
ab 20 Stück		0,83

Stück Größe II

gelb	67791	0,92
hellgrün	67825	0,92
rot	67789	0,92
türkis	67801	0,92
violett	67826	0,92
transparent	244557	0,92
ab 20 Stück		0,83


Staffelpreise auch bei sortierter Abnahmemenge.

Packung 10 Stück sortiert Größe 1 (1 x gelb, 1 x rot, 2 x türkis, 2 x violett, 2 x grün, 2 x transparent)	153591	9,20
Packung 10 Stück sortiert Größe 2 (1 x gelb, 1 x rot, 2 x türkis, 2 x violett, 2 x grün, 2 x transparent)	153588	9,20

Speikodent-Modellkästen Typ 1, Speiko

Farbige Modellkästen aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Beschriftungsschildern. Stapelbar.

- Typ I**
für 4 Modelle
Abmessung L x B x H:
24,2 x 8,5 x 7 cm



Stück

weiß	79479	4,40
gelb	79481	4,40
hellgrau	196009	4,40

Karton 36 Stück


weiß	145810	137,50
gelb	145808	137,50
hellgrau	182848	137,50

Packung 40 Stück Beschriftungsschilder komplett	15019	11,20
Packung 200 Stück Beschriftungskärtchen	63666	4,10

Speikodent-Modellkästen Typ 2, Speiko

Farbige Modellkästen aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Beschriftungsschildern. Stapelbar.

- Typ II**
für 5 Modelle
Abmessungen: L x B x H:
30,6 x 8,5 x 7 cm



Stück

weiß	79482	4,65
gelb	79484	4,65
ultramarinblau	196005	4,65
pastellblau	26378	4,65
telemagenta	26379	4,65

Karton 30 Stück

weiß	145813	120,60
gelb	182854	120,60
ultramarinblau	182853	120,60
pastellblau	156416	120,60
telemagenta	14638	120,60

Packung 40 Stück Beschriftungsschilder komplett	15019	11,20
Packung 200 Stück Beschriftungskärtchen	63666	4,10

Anmischbecher

Mischbecher Flexibel, ORBIS Dental
 Vielfach bewährter Mischbecher für den sparsamen Ansatz von Dentalmaterialien. Aus speziellem, flexiblem Kunststoff, der ein restloses Entleeren des fertig gemischten Materials erlaubt. Überschüssiges Material lässt sich nach Aushärten sehr leicht entfernen.
 • Latexfrei



Stück
klein, Ø 11,5 cm,
 Inhalt: ca. 300 ml
mittel, Ø 12,5 cm,
 Inhalt: ca. 500 ml
groß, Ø 14,0 cm,
 Inhalt: ca. 900 ml
X-groß, Ø 16,5 cm,
 Inhalt: ca. 1800 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

142664 **4,45**
 142667 **4,95**
 142671 **6,65**
 142681 **10,75**

TOP

Mischbecher aus Silikon, ORBIS Dental
 Widerstandsfähige Mischbecher aus dauerelastischem, klarem Silikon. Ideal zum Anmischen von Kunststoffen (ohne Ausgießtülle).



Packung 4 Stück
 klein, 5 ml
Packung 2 Stück
 mittel, 15 ml
Packung 1 Stück
 groß, 52 ml

184544 **11,95**
 184545 **10,95**
 184546 **9,35**

TOP

Resimix-Becher, Scheu-Dental
 Original-Mischbecher aus klarem Silikon, standfest durch kräftigen Saugfuß. Äußerst praktische Ausgießtülle bei mittlerer und großer Version.



Packung 3 Stück
 klein, 5 ml
Packung 2 Stück
 mittel, 30 ml
Packung 1 Stück
 groß, 70 ml

75888 **12,00**
 82225 **22,80**
 75889 **21,20**

Sonstiges

Arbeitsplatzauflage, Freuding

Strapazierfähige, rutschfeste Arbeitsunterlage aus hochwertigem PVC. Reduziert durch ihre stoßdämpfende Eigenschaft die Bruchgefahr von herabfallenden Werkstücken.

Achtung: Transparente Ausführung ist nicht für V2A-Platten geeignet.
Größe: **45x30 cm**



Stück

Farbe: grün
Farbe: grau-blau
Farbe: transparent

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

50440 **24,40**
50470 **24,40**
50480 **24,40**

Abfallbeutel, ORBIS Dental

Mülltüten, aus stabiler Kunststoff-Folie. Mit Seitenfalte, passend für jeden Standard-Abfalleimer.

- Inhalt: ca. 25 Liter
- Format: 30 x 50 cm (B x H)



Packung 100 Stück
ab 10 Packungen

143001 **7,65**
6,50

TOP

Druckverschlussbeutel, ORBIS Dental

Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel zum Versand von Modellen und Abformungen zwischen Praxis und Labor

- Mit separater Einstecktasche für Auftragszettel und andere Dokumente
- Aus recycelbarem Polyethylen
- Abmessung 180 x 250 mm - 50 µm



Packung 100 Stück
Druckverschlussbeutel

258443 **10,95**

TOP

Chemikalienschutzhandschuhe, ORBIS Dental

Vollbeschichteter Chemikalienschutzhandschuh mit Stoffträger aus Nylon und Beschichtung aus PVC (Polyvinylchlorid) mit zusätzlicher Temperaturschutzfunktion für besonderen Schutz vor Kälte.

- Lange Stulpe für perfekten Hand- und Armschutz
- Angeraute Handinnenfläche für eine sehr gute Griffsicherheit auch bei feuchten und öligen Gegenständen
- Hohe chemische Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien
- Ergonomische Passform für ermüdungsfreies Arbeiten
- PSA Kategorie III gem. PSA Richtlinie 89/686/EWG
- Farbe: gelb



Packung 1 Paar

Größe: 8 **263772 7,25**
Größe: 9 **263773 7,25**
Größe: 10 **263774 7,25**

TOP

ORBI-Touch eco plus IC, ORBIS Dental

Unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus reinem Naturlatex, puderfrei - mit hautfreundlicher, synthetischer Innenbeschichtung und praktischem Rollrand. Der naturweiße Handschuh ist besonders reißfest, besitzt eine ausgezeichnete Passform und lässt sich sehr leicht anziehen.

- **Tastsensibel**
- **Texturiert griffig**
- **Puderfrei**
- **AQL 1,5 EN 455, 1/3**



Packung 100 Stück

- Größe: XS
- Größe: S
- Größe: M
- Größe: L
- Größe: XL

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
278274	8,35
278275	8,35
278276	8,35
278277	8,35
278278	8,35

TOP NEU

ORBI-Touch nitril color, ORBIS Dental

Latexfreier Einmal-Untersuchungshandschuh aus Nitril. Der Handschuh ist puderfrei, enthält keine Naturlatex-Proteine und ist auch für Allergiker geeignet. Das elastische Material bietet höchsten Tragekomfort und maximales Tastgefühl.

- **Farbe: Lavendelblau**
- **Tastsensibel**
- **Texturiert griffig**
- **Puderfrei**
- **AQL 1,5**
- **EN 455, 1-3**



Packung 100 Stück

- Größe: S
- Größe: M
- Größe: L
- Größe: XL

206002	8,35
206001	8,35
206000	8,35
206003	8,35

TOP

ORBI-Touch nitril soft white, ORBIS Dental

Latexfreier, unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh, puder- und proteinfrei. Der weiße Handschuh aus Nitril besitzt eine natürliche Passform und ist besonders bei Latex-Unverträglichkeit geeignet.

- **Latexfrei,**
- **Ausgezeichnetes Tastempfinden**
- **Puder- und proteinfrei**
- **AQL 1,5**
- **EN 455, 1-3**



100 Stück Packung

- Größe: XS
- Größe: S
- Größe: M
- Größe: L
- Größe: XL

266849	8,35
266850	8,35
266851	8,35
266852	8,35
266853	8,35

TOP

ORBI-Touch Supreme, ORBIS Dental

Unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus hochwertigem Naturlatex, puderfrei mit Rollrand. Der Handschuh mit seiner natürlichen Passform hat ein ausgezeichnetes Tastempfinden.

- **Ausgezeichnetes Tastempfinden**
- **Puderfrei**
- **AQL 1,5**
- **EN 455, 1-3**



100 Stück Packung

- Größe: XS
- Größe: S
- Größe: M
- Größe: L
- Größe: XL

266661	8,65
266662	8,65
266663	8,65
266664	8,65
266665	8,65

TOP

Sonstiges

ORBI-Touch Vinyl PF, ORBIS Dental
 Unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus Vinyl, puderfrei mit Rollrand. Der Handschuh ist besonders bei Latex-Unverträglichkeit geeignet.

- Latexfrei
- Puderfrei
- AQL 1,5
- EN 455, 1-4



Packung 100 Stück

- Größe: S
- Größe: M
- Größe: L
- Größe: XL

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
229000	6,45
229001	6,45
229002	6,45
229003	6,45

TOP

ORBI-Touch works, ORBIS Dental
 Unsteriler blauer Arbeitshandschuh aus Naturlatex, besonders geeignet in Risikobereichen wie Instrumentenaufbereitung, Reinigen von Behandlungsräumen und OPs. Beidhändig passend mit Rollrand.

- Niedrige Proteinwerte
- Farbe: blau
- Materialstärke: Finger: 0,39 mm | Handfläche: 0,32 mm | Schaft: 0,19 mm
- Länge 290 mm
- AQL 1,5
- EN 455-1, 2, 3
- EN 374-2,3
- PSA-Richtlinie 89/686/EWG



Packung 50 Stück

- Größe: S
- Größe: M
- Größe: L

231261	29,95
231262	29,95
231263	29,95

TOP

Einmalartikel Labor / Sonstiges

Kälte Pack Dentalkompresse, ORBIS Dental
 Mit Selbstaktivierungseffekt. Das Produkt besteht aus zwei Inhaltsstoffen, die bis zu Ihrer Aktivierung getrennt sind. Das Platzen des mit Wasser gefüllten Innenbeutels setzt eine endotherme Reaktion in Gang. Sie bewirkt eine Sofortige Kühlung des Beutels. Das Produkt ist nur für den äußeren Gebrauch und Einmalgebrauch bestimmt. Nach Verwendung des Produktes dieses gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen.
Größe: 185 x 145 mm



Packung 10 Beutel

146745	9,95
--------	------

TOP

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Kältespray, **ORBIS Dental**

Kältespray in medizinischer Qualität, kühlt bis -45 °C und verdampft sofort und rückstandsfrei. Es ist hervorragend zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen, sowie zur Vitalitätsüberprüfung am Zahn geeignet und kann auch zum raschen Abkühlen von Abformmaterialien oder Tiefziehfolien verwendet werden. Ein Applikationsröhrchen dient zum gezielten Aufbringen.

- **FCKW-frei**
- **Weißer Kappe: Mintgeschmack**
- **Orange Kappe: Orangengeschmack**



Dose 200 ml

- Mintgeschmack
- Orangengeschmack
- ab 12 Dosen**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143174	5,55
160080	5,55
	5,15

Mengenpreise auch bei gemischter Abnahme

TOP

ORBIS-Green Mundspülbecher plastikfrei, **ORBIS Dental**

ORBIS-Green / Die nachhaltige Alternative in Ihrem Alltag.

PLA ist ein Biokunststoff aus natürlichen, gewachsenen Rohstoffen. Die Abkürzung PLA steht für Polylactid und entsteht durch Polymerisation von Milchsäure, welche aus Zucker und Stärke hergestellt wird. Diese wiederum werden in der Regel aus Mais, Kartoffeln oder Rüben gewonnen. Auf Grund der molekularen Struktur ist PLA biologisch vollständig abbaubar. PLA-Produkte haben eine Hitzebeständigkeit bis 40°C

Eigenschaften:

- Ohne PE-Beschichtung
- Hartpapier PLA-Beschichtet
- Umweltfreundlich, nachhaltig
- Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher
- Geruchs- und geschmacksneutral



Karton 500 Stück 10 Stangen mit je 50 Bechern weiß, 180 ml

277249 **37,95**

TOP NEU

Mundspülbecher, **ORBIS Dental**

Einmal-Kunststoffbecher aus umweltfreundlichem Kunststoff, vollständig recyclingfähig. Griffstabil und standfest, in geruchs- und geschmacksneutraler Lebensmittelverpackungsqualität.

Weißer Ausführung:

- Höhe 73 mm, oberer Ø 70 mm, unterer Ø 47 mm
- Volumen 150 ml

Bunte Ausführungen:

- Höhe 83 mm, oberer Ø 70 mm, unterer Ø 47 mm
- Volumen 180 ml

Beide Bechergößen passen in die handelsüblichen Becherspender!



Karton 3000 Stück

weiß, 150 ml

148562 **52,45**

Karton 3000 Stück

- rot, 180 ml
- rosa, 180 ml
- gelb, 180 ml
- grün, 180 ml
- blau, 180 ml
- hellblau, 180 ml
- lila, 180 ml
- cedro, 180 ml
- farbig sortiert, 180 ml

190023	52,45
190025	52,45
190022	52,45
190021	52,45
190020	52,45
190024	52,45
250800	52,45
250801	52,45
190019	52,45

TOP

Sonstiges

Spender für Mundspülbecher, ORBIS Dental

Hygienisch einwandfreie Vorratshaltung direkt in der Nähe des Behandlungsplatzes. Wahlweise aus durchscheinendem Kunststoff oder aus Edelstahl, hier mit Füllstandsanzeige. Mit Zubehör zur einfachen Wandmontage.

TOP



Stück, Kunststoff

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

167494 27,95

Stück, Edelstahl

170866 49,95

Satz, Ersatzringe für Spender

288800 7,55

Größe (H x B x T):

Kunststoffspender: 320 x 100 x 110 mm

Edelstahl: 360 x 85 x 85 mm

Tubenentleerer, ORBIS Dental

Praktisches Hilfsmittel zum leichten Entleeren aller Tuben - in der Praxis und zu Hause. Die stabilen Zahnwalzen pressen das allerletzte Gramm aus jeder Tube. Wertvolles Material kann dadurch komplett genutzt werden.

- Geeignet für alle Tuben bis 70 mm Falzbreite

TOP



Stück aus Kunststoff

13879 7,25

Trioblanc Prothesenbürste, Zapro

Die erste unter zahnmedizinischen und -technischen Gesichtspunkten entwickelte Prothesenbürste. Selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kaffee-, Tee- oder Nikotinverfärbungen können effektiv beseitigt werden.

- **Blauer Bereich:**

zur Reinigung der Verankerung- und Haftelemente, der Prothesenoberseite, der dem Kiefer aufliegenden Prothesenunterseite, von Problemzonen.

- **Weißer Bereich:**

zur Reinigung der Zahnoberflächen, der Prothesenoberseite.



Stück ab 10 Stück

150721 6,94
6,25

12

DentsplySirona	402-403
IvoclarVivadent	404-405
Shofu	406
Vita	407-409

Bioplus Frontzahn, Dentsply Sirona

Der erfolgreiche Klassiker mit seinem typenharmonischen System und der großen Formenvielfalt an Frontzähnen garantiert für jeden Patientenfall den passenden Zahn. Die vier Schichten des Bioplus Zahns bewirken eine lebendige, aus der Tiefe kommende Wirkung. Inzisalschatten, inzisale Schmelzspünge sowie eine natürliche Fluoreszenz und Opaleszenz runden den ästhetischen Gesamteindruck ab.



Garnitur 6 Stück

Bioplus Frontzahn 10-41
Bioplus Frontzahn V-Farben

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Z017	34,80
Z024	32,40

Bestellblock Stück

Bioplus Frontzahn OK 10-41
Bioplus Frontzahn UK 10-41
Bioplus Frontzahn V-Farben

121	kostenfrei
122	kostenfrei
105	kostenfrei

Genios Frontzahn V-Farben, Dentsply Sirona

Mit insgesamt 27 Frontzahnformen kann Genios sämtlichen Indikationen gerecht werden. Die klassischen Frontzahngarnituren und Genios Chic und Genios Dynamic lassen sich für die unterschiedlichsten Anforderungen ideal miteinander kombinieren.



Garnitur 6 Stück

Genios Frontzahn V-Farben

Z051	37,08
------	-------

Bestellblock Stück

Genios Front-/Seitenzahn V-Farben

124	kostenfrei
-----	------------

Genios Veneers Frontzahn, Dentsply Sirona

Genios Veneers wurden entsprechend höchster ästhetischer Anforderungen entwickelt, genau wie die Genios Zähne:

- 5 Farbzonen inklusive Mamelons für herausragende Ästhetik
- Exzellente Oberflächentextur für beeindruckende Natürlichkeit
- „Extra Wide“ Halsbereich gewährleistet eine anwenderfreundliche Bearbeitung sämtlicher Indikationen




Garnitur 6 Stück

Genios Veneers Frontzahn A1-D3

Z05	37,80
-----	-------

Xena Frontzahn V-Farben, Dentsply Sirona

Die moderne Zahnlinie lässt sich besonders einfach aufstellen und bietet mit den Seitenzähnen Balance und Style umfassende Gestaltungsspielräume.



Garnitur 6 Stück

Xena Frontzahn V-Farben

Z021	32,40
------	-------

Bestellblock Stück

Xena Front-/Seitenzahn

222	kostenfrei
-----	------------

Artiplus Seitenzahn, Dentsply Sirona

Der natürliche Gesamteindruck entsteht u.a. durch die Pyramidenschichtung von drei verschiedenfarbigen Massen. Dunkel grenzt sich der Zahnhals von der Krone ab und stützt zusammen mit der interdentalen Schattierung die außergewöhnliche Lebendigkeit des Seitenzahns. Die Leitflächen des Kaureliefs führen sicher in die zentrale Okklusion. Durch die ausgekehlte Basalfläche entsteht ein zusätzlicher mechanischer Halt zum optimalen Verbund mit dem Prothesenkunststoff. Klar umrissene Flächen führen die Kaubewegung im Bereich der anerkannten Mittelwerte (Höckerneigung 25 / 28°). Abstützung und Balance durch Flächen und Höcker verringern zusammen mit einem Vielpunktkontakt den seitlichen Schub.



Garnitur 8 Stück

Artiplus Seitenzahn 10-41
Artiplus Seitenzahn V-Farben

Z016	26,00
Z025	24,16

Bestellblock Stück

Artiplus Seitenzahn 10-41
Artiplus Seitenzahn V-Farben

126	kostenfrei
106	kostenfrei

Genios Seitenzahn, Dentsply Sirona

Die von Michael H. Polz nach dem original biomechanischen Okklusionskonzept gestalteten

Kauflächen der Genios® Seitenzähne können sowohl in der Zahn-zu-Zweizahn- als auch in der Zahn-zu-Zahn-Beziehung aufgestellt werden. Selbstverständlich ist Genios® kompatibel mit allen gängigen Aufstellsystemen.



Garnitur 8 Stück

Genios P Seitenzahn V-Farben

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Z029 27,60

Bestellblock Stück

Genios Front-/Seitenzahn V-Farben

124 **kostenfrei**

Genios Veneers Seitenzahn, Dentsply Sirona

Die Kauflächen der Genios Veneers beinhalten alle Aspekte gemäß dem biomechanischen Okklusionskonzept für die die Genios Zähne entwickelt wurden.

Genios Veneers Seitenzähne zeichnen sich aus durch:

- „Extra Wide“ Halsbereich
- Optimales Design der Basalflächen für flexibles Handling in engen Bereichen
- Natürlicher Farbverlauf
- Farbstabilität bei dünnen Wandstärken



Garnitur 8 Stück

Genios Veneers Seitenzahn A1-D3

Z11 28,24

Xena Style Seitenzahn, Dentsply Sirona

Flache Kauflächengestaltung sorgt für ein angenehmes Tragegefühl für den Patienten. Besonders für Total-Prothetik geeignet.



Garnitur 8 Stück

Xena Style Seitenzahn V-Farben

Z023 22,00

Bestellblock Stück

Xena Front-/Seitenzahn V-Farben

222 **kostenfrei**

Xena Balance Seitenzahn, Dentsply Sirona

Natürliche anatomische Kauflächengestaltung ermöglicht eine schnelle und einfache Verzahnung.

- Große Prämolaren mit voluminösem Körper ersparen aufwendiges Nachtragen
- Perfekt einsetzbar, sowohl für Teil- als auch Total-Prothetik



Garnitur 8 Stück

Xena Balance Seitenzahn V-Farben

Z043 24,16

Bestellblock Stück

Xena Front-/Seitenzahn V-Farben

222 **kostenfrei**



Bitte nutzen Sie für Ihre Zahnbestellungen die entsprechenden Bestellblöcke der Hersteller, oder bestellen Sie direkt über unseren Web-Shop

Vivadent S PE Frontzahn A-D-Farben, Ivoclar Zahn

SR Vivadent S PE ist der markante Frontzahn für hohe Ansprüche. Er wirkt dank seiner PE-Schichtung und hohen Farbin-tensität besonders lebendig.

Vorteile

- Innovatives Formendesign
- Exklusive PE-Farben
- Hochvernetztes DCL-Material

Indikation

- Totalprothetik
- Implantatgetragene Totalprothetik
- Teilprothetik
- Kombinationsprothetik



Garnitur 6 Stück

Vivadent S PE Frontzahn A-D-Farben

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Z064 23,05

Bestellblock Stück

Vivadent S PE A-D-Farben

261646 **kostenfrei**

Vivadent S DCL Frontzahn A-D-Farben, Ivoclar Zahn

SR Vivadent S DCL ist der ästhetisch aussergewöhnliche Frontzahn für hohe Ansprüche.

Vorteile

- Innovatives Formendesign
- Naturnahe Farbwirkung
- Hochvernetztes DCL-Material
- In A/D- und Bleach-Farben

Indikation

- Kombinationsprothetik
- Totalprothetik
- Implantatgetragene Totalprothetik
- Teilprothetik



Garnitur 6 Stück

Vivadent S DCL Frontzahn A-D-Farben

Z041 23,05

Bestellblock Stück

Vivadent S DCL A-D-Farben

261647 **kostenfrei**

Phonares II Frontzahn A-D-Farben, Ivoclar Zahn

Das alters- und typengerechte Zahnformen-Konzept zeigt ausdrucksstarke Frontzahnformen mit aussergewöhnlicher Ästhetik und hoher Abrasionsresistenz.

Vorteile

Erweiterte Frontzahnauswahl im Unterkiefer
In 20 natürlichen Zahnfarben
Universell einsetzbar



Garnitur 6 Stück

Phonares II Frontzahn A-D-Farben

Z048 35,25

Bestellblock Stück

Phonares II A-D-Farben

228246 **kostenfrei**

Orthotyp S PE Seitenzahn, Ivoclar Zahn


SR Orthotyp S PE ist der markante Seitenzahn für hohe Ansprüche. Ästhetisch und funktionell passt er perfekt zum SR Vivadent S PE-Frontzahn. Das exklusive PE-Farbsystem umfasst 20 brillante Farbnuancen.

Vorteile

- Klassisches Okklusionskonzept
- Exklusive PE-Farben
- Hochvernetztes DCL-Material

Indikation

- Totalprothetik
- Implantatgetragene Totalprothetik
- Teilprothetik
- Kombinationsprothetik



Garnitur 8 Stück

Orthotyp S PE Seitenzahn

Z065 16,70

Bestellblock Stück

Orthotyp S PE Seitenzahn

261646 **kostenfrei**

Orthotyp S DCL Seitenzahn, Ivoclar Zahn

SR Orthotyp S DCL ist der Seitenzahn für hohe Ansprüche. Ästhetisch und funktionell passt er perfekt zum SR Vivodent S DCL-Frontzahn.



Vorteile

- Klassisches Okklusionskonzept
- Naturnahe Farbwirkung
- Hochvernetztes DCL-Material
- In A/D- und Bleach-Farben

Indikation

- Kombinationsprothetik
- Totalprothetik
- Implantatgetragene Totalprothetik
- Teilprothetik

Garnitur 8 Stück

Orthotyp S DCL Seitenzahn

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Z042 16,70

Bestellblock Stück

Orthotyp S DCL Seitenzahn

261647 **kostenfrei**

Ortholingual S DCL Seitenzahn, Ivoclar Zahn

SR Ortholingual S DCL ist der Seitenzahn für hohe Ansprüche. Ästhetisch und funktionell passt er perfekt zum SR Vivodent S DCL-Frontzahn.



- Lingualisiertes Okklusionskonzept
- Universell einsetzbar
- Naturnahe Farbwirkung
- Hochvernetztes DCL-Material
- In A/D- und Bleach-Farben

Garnitur 8 Stück

SR Ortholingual S DCL

Z01 17,05

Phonares II Typ Seitenzahn A-D-Farben, Ivoclar Zahn

Der Klassiker für Total-, Teil- und Hybridprothetik.



Vorteile

- Klassische Form für die „Zahn-zu-zwei-Zahn“-Aufstellung
- Zeitsparendes Basal-Design
- Breite Facial- und Zahnhalsgestaltung für die einfache Abdeckung von Konstruktionselementen

Garnitur 8 Stück

Phonares II Typ Seitenzahn A-D-Farben

Z050 27,75

Bestellblock Stück

Phonares II Typ

228245 **kostenfrei**

Phonares II Lingual Seitenzahn A-D-Farben, Ivoclar Zahn

Das lingualisierte Okklusionskonzept dieser Seitenzahnlinie eignet sich speziell für abnehmbare, implantatgetragene Restaurationen.



Vorteile

- Kontaktpunkte lingualisiert für eine ideale Kraftverteilung bei implantatgetragenen Restaurationen
- Zahnform ermöglicht „Zahn-zu-Zahn“-als auch „Zahn-zu-zwei-Zahn“-Aufstellung
- Zeitsparendes Basal-Design
- Breite Facial- und Zahnhalsgestaltung für die einfache Abdeckung von Abutments und anderen Konstruktionselementen

Garnitur 8 Stück

Phonares II Lingual Seitenzahn A-D-Farben

Z049 27,75

Bestellblock Stück

Phonares II Lingual

228245 **kostenfrei**

Veracia Konfektionszähne, Shofu Zähne

Komposit-Konfektionszähne für die Total- und Teilprothetik

Die körperhafte Gestaltung und das anatomische Kauflächendesign machen die Veracia Front- und Seitenzähne multifunktionell uneingeschränkt für alle allgemein gültigen Aufstellkonzepte der Total- und Teilprothetik einsetzbar.

Anwendungsbereich

- Totalprothetik
- Implantatkonstruktionen
- Teleskop- und Konuskonstruktionen
- Geschiebearbeiten
- Modellgussprothesen

Vorteile

- Lebendige Oberflächenstruktur, die der Morphologie natürlicher Zähne entspricht
- Multifunktionell einsetzbar für alle allgemein gültigen Aufstellkonzepte
- Limitierte Formenvielfalt für eine vereinfachte Auswahl der Front- und Seitenzähne sowie eine ökonomische Lagerhaltung
- Exzellente Farbabstimmung zu den VITA* Classical Farben



Garnitur 6 Stück

Veracia Frontzahn

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Z070 29,70

Garnitur 8 Stück

Veracia Seitenzahn

Z071 23,60

Veracia SA Konfektionszähne, Shofu Zähne

Semi-anatomische Prothesenzähne und wachsfreie Aufstellhilfe

Die semi-anatomischen Veracia SA Front- und Seitenzähne sind aus der Vorlage der vollanatomischen Veracia Zahnlinie entstanden. Dabei wurden die funktionellen Charakteristika belassen, bestimmte Sektoren jedoch mit Abrasionsbereichen versehen. Daraus resultieren eine bessere Kauleistung, ein angenehmer Tragekomfort der stabilisierten Prothese und weniger Stress für das Kiefergelenk.

Die wachsfreie Garniturhalterung mit integrierter Aufstellhilfe Q3 Pack ermöglicht eine mühelose Seitenzahnaufstellung mit immer gleichbleibend perfekter Funktion und Anwendersicherheit. Die Aufstellhilfe enthält einzelne Seitenzähne, die individuell in ihrer Position justiert werden können. Eine Kombination mit den vollanatomischen Veracia Frontzähnen ist hierbei möglich.



Garnitur 6 Stück

Veracia SA Frontzahn

Z067 21,00

Garnitur 8 Stück

Veracia SA Seitenzahn

Z068 23,60

Veracia SA Q3 Seitenzahn

Z069 23,60

Vitapan Frontzahn, Vita

Altersgerecht-markante Universal-Frontzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- Einfache Herstellung altersgerechter Total-/Teilprothetik durch vielfältige, altersgerecht-markante Zahnformen
- Gute Farbproduktion bei natürlicher Restbeziehung durch Farbtreue zum Farbschlüssel und breite Farbauswahl
- Natürliche Farbwirkung durch integrierten 3D-Farbverlauf vom Hals zur Schneide
- Hervorragende Beständigkeit durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- Effiziente Einschleif- und Polierbarkeit durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität



Garnitur 6 Stück

Vitapan Frontzahn VITA classical
Vitapan Frontzahn 3D-MASTER

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Z033	33,24
Z026	33,24

Bestellblock Stück

Vitapan VITA classical
Vitapan VITA SYSTEM 3D-MASTER

128	kostenfrei
131070	kostenfrei

Vita Physiodens Frontzahn, Vita

Körperhaft-naturnahe Premium-Frontzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- Einfache Wiederherstellung der natürlichen Ästhetik durch vielschichtig-naturnahe Formen für gute Integration in das Restgebiss
- Gute Farbproduktion bei natürlicher Restbeziehung durch Farbtreue zur Farbskala und breite Farbauswahl
- Zuverlässige Maskierung von Tertiärstrukturen durch hohes (basales) Zahnvolumen
- Natürliche Farbwirkung durch integrierten 3D-Farbverlauf, Oberflächentextur und gute Lichttransmission
- Hervorragende Beständigkeit durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben: 0M1, 0M3, 1M1/5M3
- 15 x VITA classical A1/D4® Farben: A1/D4 (ohne B1)



Garnitur 6 Stück

Physiodens Frontzahn VITA classical
Physiodens Frontzahn 3D-MASTER

Z053	38,58
Z054	38,58

Bestellblock Stück

Physiodens VITA classical
Physiodens VITA SYSTEM 3D-MASTER

198	kostenfrei
199	kostenfrei

Vitapan Plus Frontzahn, Vita

Lebendige Premium-Frontzähne aus MRP-Komposit mit dem Plus an Transluzenz.

Vorteile

- Lebendiges Lichtspiel
- Durch außerordentliche Transluzenz dank hohem Schmelzanteil
- Einfache Rekonstruktion jugendlicher Ästhetik
- Durch körperhafte, jugendlich-vitale Zahnformen
- Hervorragende Beständigkeit
- Durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- Effiziente Einschleif- und Polierbarkeit
- Durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität



Garnitur 6 Stück

Vitapan Plus Frontzahn VITA classical
Vitapan Plus Frontzahn 3D-MASTER

Z018	36,48
Z034	36,48

Bestellblock Stück

Vitapan Plus VITA classical
Vitapan Plus VITA SYSTEM 3D-MASTER

230920	kostenfrei
236	kostenfrei

Vitapan Excell Frontzahn, Vita

Körperhaft-lebendige, transluzente Premium-Frontzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- Einfache Herstellung hochästhetischer Prothetik
- Durch lebendige Zahnformen mit „goldenen“ Proportionen
- Brillantes Farb- und Lichtspiel
- Dank exzellenter Lichtdynamik und harmonischem Farbverlauf
- Gute Farbproduktion bei natürlicher Restbeziehung
- Durch sehr gute Farbtreue zur Farbskala
- Hervorragende Beständigkeit
- Durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- Effiziente Einschleif- und Polierbarkeit
- Durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität



Garnitur 6 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Z035	34,56
Z039	34,56

Bestellblock Stück

Vitapan Excell VITA classical	257398	kostenfrei
Vitapan Excell VITA SYSTEM 3D-MASTER	262097	kostenfrei

Vitapan Seitenzahn, Vita

Grazile Seitenzähne mit ausgeprägtem Kauflächenrelief (Cuspiform), oder flachem Kauflächenrelief (Synoform) aus MRP-Komposit.

Vorteile Cuspiform

- Einfache Wiederherstellung der Kaufunktion in der Total-/Teilprothetik
- Durch ausgeprägtes Kauflächenrelief für gute Zentrikfindung und Verzahnung
- Hervorragende Beständigkeit
- Durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- Effiziente Einschleif- und Polierbarkeit
- Durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität

Vorteile Synoform im Unterschied zu Cuspiform

- Einfache Wiederherstellung der Kaufunktion in der Gerontoprothetik durch flaches Kauflächenrelief für viel Bewegungsfreiraum



Garnitur 8 Stück

Vitapan Seitenzahn VITA classical	Z040	26,16
Vitapan Seitenzahn 3D-MASTER	Z027	26,16

Bestellblock Stück

Vitapan VITA classical	128	kostenfrei
Vitapan VITA SYSTEM 3D-MASTER	131070	kostenfrei

Vita Physiodens Seitenzahn, Vita

Körperhaft-naturnahe Premium-Seitenzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- Einfache Wiederherstellung der natürlichen Kaufunktion
- Durch körperhaft-naturnahe Formen mit natürlicher Morphologie
- Gute Farbproduktion bei natürlicher Restbeziehung
- Durch Farbtreue zum Farbschlüssel und breite Farbauswahl
- Zuverlässige Maskierung von Tertiärstrukturen
- Durch hohes (basales) Zahnvolumen
- Hervorragende Beständigkeit
- Durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- Effiziente Einschleif- und Polierbarkeit
- Durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität



Garnitur 8 Stück

Physiodens Seitenzahn VITA classical	Z019	29,60
Physiodens Seitenzahn 3D-MASTER	Z028	29,60

Bestellblock Stück

Vita Physiodens classical	198	kostenfrei
Physiodens VITA SYSTEM 3D-MASTER	199	kostenfrei

Vitapan Lingoform Seitenzahn, Vita
Körperhaft-multifunktionelle Premium-Seitenzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- Einfach-intuitive Aufstellung durch „automatische“ Zentrikfindung dank Kauflächendesign nach dem Zahnradprinzip
- Universell-zuverlässig für alle Prothetik-konzepte einsetzbar dank multifunktio-neller Kauflächengestaltung
- Zeitsparende Aufstellung ohne umfang-reiches Einschleifen dank exakt definier-ter Zentrik
- Hervorragende Beständigkeit durch hohe Belastbarkeit, Abrasionsstabilität und zentrikgestützte Funktion
- Gute Bearbeitbarkeit durch beste Materi-alhomogenität und Kantenstabilität



Garnitur 8 Stück

Vitapan Lingoform Seitenzahn VITA classical
Vitapan Lingoform Seitenzahn 3D-MASTER

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Z037 **28,16**
Z036 **28,16**

Bestellblock Stück

Vitapan Lingoform

205532 **kostenfrei**

VITA VIONIC VIGO, Vita

VITA VIONIC VIGO ist eine vollkommen neue Zahngeneration aus SE-Polymer mit einem für die digitale Prothesenfertigung perfektionierten Zahndesign. Für eine hocheffiziente digitale Fertigung von Totalprothesen mit allen gängigen offenen CAM- und 3D-Printsystemen.



- Wirtschaftliche Fertigung ohne jede manuelle/CAM-Nachbearbeitung dank einem für den digitalen Workflow perfektionierten Zahndesign
- Zeitsparende Finalisierung der Prothese mittels adhäsiver Befestigung der zervikal bereits abgestrahlten Zähne in der Basis, ohne weitere Hilfsschritte
- Effiziente Reproduktion der Natur mittels präfabrizierter Zähne mit lebendigem Form-/Farbspiel sowie direkt aufrufbarer digitaler Prothetikaufstellungen
- Verlässliche, digitale Fertigung durch abgestimmtes Materialsystem inklusive einzigartiger Befestigungslösung zur präzisen Fixierung der Zähne

Garnitur 6 Stück

VITA VIONIC VIGO Frontzahn

Z103 **28,16**

Garnitur 8 Stück

VITA VIONIC VIGO Seitenzahn

Z102 **34,56**

NEU

13

3D-Drucker	493-496		
Absaugtechnik	423-432	Kunststofftechnik	470-472
Abstrahlen	441-445	Löten / Schweißen	440
Ausbrühgeräte	473-474	Reinigen	461-467
Beleuchtung / Mikroskopie	499-504	Sonstige Laborgeräte	505
Dampfstrahlgeräte	457-460	Technik - Maschinen	446-452
Einbetten und Modellherstellung	412-422	Tiefziehtechnik	468-469
Farbbestimmung	498	Turbinenanlagen	453
Fräsetechnik	490-492	Verblindtechnik / Lichtpolymerisation	486-489
Gießen	436-439	Vorwärmöfen	433-435
Glänzen / Polieren	454-456	Waagen	497
Keramiköfen - Pressöfen	475-485		

Einbetten / Modellh.- Anrührgeräte

Vakuum-Mischgerät D-VM 18, Harnisch & Rieth

Vakuum-Mischgerät D-VM 18

Automatisches Mischgerät für alle Einsatzbereiche.

- 12 speicherbare Rührprogramme
- Doppelkolben-Vakuumpumpe
- Rechts- Linkslauf
- Hebelift für den Mischbecher

Abmessungen H x B x T:

- 520 x 380 x 355 mm Wandgerät
- 540 x 380 x 355 mm Tischgerät

Gewicht:

- 27 kg Wandgerät
- 32 kg Tischgerät



Gerät

- Lieferumfang:
- Wandgerät
 - Mischbecher 300 ml komplett

Gerät

- Lieferumfang:
- Tischgerät
 - Mischbecher 300 ml komplett

Anmischbecher mit Rührwerk

Stück 60 ml	16398	143,00
Stück 150 ml	16399	152,00
Stück 300 ml	16298	172,00
Stück 600 ml	199405	208,00
Stück 1000 ml	25308	278,00

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

18607 **3.850,00**

18608 **4.030,00**

Retomix Easy, Reitel

Der Retomix Easy ist der Einstieg in die Produktfamilie der Reitel Vakuum-Anrührgeräte. Technisch zeichnet sich das Gerät durch die Basisausstattung aus / eine feste Drehzahl von 330 U/min., ein Druckmesser und ein mechanischer Timer. So können Sie mit einem einzigen schnellen Handgriff den Rührvorgang starten.

- Für Gipse, Einbettmassen und Alginate
- Mit integrierter Vakuumpumpe
- Kein Druckluftanschluss erforderlich
- Inkl. manueller Zeitschaltuhr
- Doppeltes Filtersystem verhindert Verunreinigungen



Retomix Easy

- Lieferumfang:
- Wandgerät
 - Mischbecher 400 ml

Zubehör:

Ständer für Retomix 27506 **270,00**

Abmessungen H x B x T:

- 290 x 155 x 285 mm Wandgerät

Gewicht:

- 8 kg Wandgerät
- 15 kg incl. Tischständer

219040 **1.280,00**

Retomix Mini, Reitel

Retomix Mini ist ein Vakuum-Rührgerät mit Edelstahl-Gehäuse. Das Vakuumrührgerät wird als Wandgerät und mit einem 400 ml Becher für Gipse/ Einbettmassen geliefert. Der Vakuummischer verfügt über eine elektronische Zeitschaltuhr. Drehzahlregelung zwischen 370 und 630 U/min.

- Für Gipse, Einbettmassen und Alginate
- Mit integrierter Vakuumpumpe
- Elektronischer Timer ermöglicht sekundengenauere Einstellung der Rührzeit
- Die Rührgeschwindigkeit ist variabel wählbar von 370-630 U/min
- Doppel-Filterssystem: Verunreinigungen und Beschädigungen des Motors und der Vakuumpumpe werden verhindert.



Retomix Mini

- Lieferumfang:
- Wandgerät
 - Mischbecher 400 ml

Abmessungen H x B x T:

- 290 x 155 x 285 mm Wandgerät

Gewicht:

- 8 kg Wandgerät
- 15 kg incl. Tischständer

220627 **1.560,00**

Mischbecher und Ständer wie bei Retomix Easy!



Spezialgipse für CAD/CAM finden Sie in unserem Katalog im Kapitel 7

Einbetten / Modellh.- Anrührgeräte

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Vacuret Digit, Reitel

Das VACURET DIGIT ist das Top-Vakuumanrührgerät von Reitel. Per Dreh- und Drück-Knopf lassen sich 35 verschiedene Abläufe individuell programmieren und jederzeit einfach aufrufen und starten. Vor- und Hauptrühren lässt sich in Geschwindigkeit und Zeit getrennt programmieren. Die integrierte hochwertige Pumpe mit 98 % Vakuum sorgt für absolut blasenfreies Rühren. Weniger Vakuum lässt sich jedoch auch manuell einstellen. Der leistungsstarke Motor verrührt auch große Mengen Gips, Alginat, Silikon oder Einbettmassen zuverlässig. Ein Doppel-Filterssystem verhindert die Beschädigung der Vakuumpumpe, falls einmal doch zu viel Masse in den Becher eingefüllt wurde.



VACURET DIGIT

Lieferumfang:
• incl. Rührbecher 400 ml

Abmessungen (B x H x T):

• 150 x 270 x 290 mm

Vakuum:

• 98 % (individuell regelbar)

Programme:

• 40 Programme mit Vor- und Hauptrühren individuell programmierbar

U/min:

• 200 / 600

Gewicht:

• 8 kg
• Mit Stativ: 15 kg

283841 1.850,00

NEU

Rührbecher für Vacuret & Retomix, Reitel

Stabile Rührbecher aus hochwertigem, transparentem Kunststoff für alle Reitel Retomix und Vacuret Geräte.



Stück

Rührbecher 75 ml	226532	219,00
Rührbecher 150 ml	27507	168,00
Rührbecher 400 ml	27508	189,00
Rührbecher 600 ml	27509	194,00
Rührbecher 1000 ml	238258	250,00

Twister Vakuummischgeräte, Renfert

Twister

Das kompakte Vakuum-Anmischgerät Twister ist für alle in der Zahntechnik üblichen Abform- und Modellmaterialien einsetzbar.

Twister evolution

Die evolution-Serie verfügt über 100 individuell programmierbare Mischprogramme und zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung aus.



Twister

Lieferumfang:
• Twister Wandgerät
• Mischbecher 500 ml komplett

210651 1.221,50

Twister evolution

Lieferumfang:
• Twister evolution Wandgerät
• Mischbecher 500 ml komplett

210653 1.599,00

Abmessungen H x B x T:

Wandgerät

• 285 x 152 x 235 mm

mit Standfuß

• 640 x 230 x 295 mm

Gewicht:

• 5,2 kg

Zubehör:

Twister Stativ	211188	174,50
Mischbecher 65 ml komplett	17748	139,00
Mischbecher 200 ml komplett	11307	156,00
Mischbecher 500 ml komplett	11304	170,00
Mischbecher 700 ml komplett	128858	177,50
Mischbecher 1000 ml komplett	17745	184,50
Alginatbecher 500 ml komplett	166909	179,50

Einbetten / Modellh.- Anrührgeräte

Twister venturi Vakuummischgeräte, Renfert

Twister venturi

Der Twister venturi nutzt die vorhandene Druckluftquelle des Labors und macht damit eine Vakuumpumpe überflüssig. Er ist für alle in der Zahntechnik üblichen Abform- und Modellmaterialien einsetzbar.

Twister evolution venturi

Die evolution-Serie verfügt über 100 individuell programmierbare Mischprogramme und zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung aus.

Abmessungen H x B x T:

Wandgerät

- 285 x 152 x 235 mm

mit Standfuß

- 640 x 230 x 295 mm

Gewicht:

- 4,0 kg



Twister venturi

Lieferumfang:

- Twister venturi Wandgerät
- Mischbecher 500 ml komplett

Twister evolution venturi

Lieferumfang:

- Twister evolution venturi Wandgerät
- Mischbecher 500 ml komplett

Zubehör:

Mischbecher 65 ml komplett	17748	139,00
Mischbecher 200 ml komplett	11307	156,00
Mischbecher 500 ml komplett	11304	170,00
Mischbecher 700 ml komplett	128858	177,50
Mischbecher 1000 ml komplett	17745	184,50
Alginatbecher 500 ml komplett	166909	179,50

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

210652 979,00

210654 1.479,00

Wamix-Touch, Wassermann

Wamix-Touch

- Vakuum- und Drehzahlüberwachung garantieren homogene Mischergebnisse bei allen Gippsorten, Einbettmassen und Silikonen
- Innovativ: Die vom Anwender festgelegten Werte für Vakuum und Drehzahl werden mit einem Mikrocontroller gesteuert und automatisch nachgeregelt
- Schnelle und reproduzierbare Prozesse: 30 Programme können individuell benannt und abgerufen werden
- Drei Vakuumstufen sind je nach Anwendung einstellbar
- Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung: Informiert Sie über alle Parameter, mit vielen individuellen Einstellungsmöglichkeiten
- Automatischer Mischvorgang beim Ansetzen des Mischbechers, programmierbarer Vorrühr-Modus mit Rechts- und Linkslauf, Drehrichtungswechsel variabel per Menü einstellbar



Wamix-Touch

Lieferumfang:

- inkl. Mischbecher 350 ml
- Befestigungsset Wandmontage

Wamix-Touch Injector

Lieferumfang:

- inkl. Mischbecher 350 ml
- Befestigungsset Wandmontage
- Druckluftschlauch 2 m

Wamix Touch Tischstativ, weiss

Netzanschluss:

- 100/240 V / 50/60 Hz

Stromaufnahme:

- 0,44 A (Si 4,0 A)

Leistung:

- 94 W

Maße B x H x T:

- 195 x 310 x 180 mm

Gewicht:

- 9,3 kg

Drehzahl (mit intelligenter Regelung):

- 100 - 550 min⁻¹

Vakuum:

- ca. 120 mbar (absolut)

Mischzeit:

- bis 999 Sek. einstellbar

258113 1.845,00

260555 1.620,00

267526 272,00



Für das Wamix-Touch Injector ist ein Druckluftanschluss notwendig!

Einbetten / Modellh.- Rüttler

Rüttler D-R 644, Harnisch & Rieth
Rüttler D-R 644 mit zwei Schwingstufen und stufenlos einstellbarer Schwingungsintensität.



Rüttler D-R 644

Zubehör

Rütteldämmplatte

Abmessungen H x B x T:

• 310x 215 x 145 mm

Gewicht:

• 14,6kg

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

199385 930,00

199407 220,00

Rüttler KV, Wassermann
Leistungsstarke Rüttler, in verschiedenen Größen, für alle Einsatzgebiete. Bei KV-26 plus und KV-36 ist zudem die Schwingungsintensität stufenlos regelbar.



KV-16

• Rütteltischmaß 13 x 13 cm
• Gewicht 3,9 kg

KV-26

• Rütteltischmaß 21 x 13 cm
• Gewicht 5,2 kg

KV-26 plus

• Rütteltischmaß 21 x 13 cm
• Gewicht 5,2 kg

KV-36

• Rütteltischmaß 29 x 20 cm
• Gewicht 11,0 kg

43349 387,00

43350 448,00

59062 544,00

78236 631,00

Vibrax, Renfert

Das extrem breit gefächerte Vibrationspektrum des Vibrax Rüttlers verarbeitet jede Masse optimal. Die funktionell ausgeformte Handhabung ermöglicht eine komfortable Anwendung, auch unter schwierigen Bedingungen.



Vibrax

• Rütteltischmaß 20,5 x 27,5 cm
• Gewicht 6,5 kg
• ohne Vibrationskugel

189424 495,00

Stück

Vibrationskugel

189750 53,50

Vibromat Rüttler, Reitel

Der VIBROMAT Rüttler eignet sich zum gleichmäßigen, blasenfreien Einrütteln von Gips, Einbettmassen und weiteren Materialien verschiedener Viskositäten. Der Schwingmagnet mit zwei auswählbaren Schwingfrequenzen und stufenloser Einstellung der Intensität ist für gleichmäßiges Einrütteln zentral angelegt. Die Gummiauflage ist leicht abnehmbar und abwaschbar.



Vibromat

214126 540,00

Netzanschluss:

• 230 V / 50 / 60 Hz

Aufnahmeleistung:

• 150 W

Abmessungen H x B x T:

• 125 x 300 x 170 mm

Gewicht:

• 6 kg

Schwingfrequenz / min.:

• 3.000 und 6.000

Intensität:

• stufenlos regelbar

Gehäuse:

• Edelstahl

Rüttler, Simed

Preiswerte und robuste Rüttler für das Praxis- und auch gewerbliche Labor.

- Ausgezeichnete Vibration
- Konstante elektronische Regelung
- Emaillierter Stahl
- Gummi-Platte leicht abnehmbar



Vibro 4

• Rütteltischmaß 15,5 x 16 cm
• Gewicht 3 kg

144926 186,00

Vibro 6

• Rütteltischmaß 14 x 22,5 cm
• Gewicht 5,1 kg

144927 226,00

Vibro 12

• Rütteltischmaß 24 x 34 cm
• Gewicht 9 kg

144928 298,00

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Einbetten / Modellh.- Gipstrimmer

Bandschleifer D-BS 320, Harnisch & Rieth

Der D-BS 320 ist speziell zum Trockenschleifen von Dentalmodellen gebaut.

- High-End-Gerät
- Beschleifen ohne Wasser
- Auflagetisch ist stufenlos nach Skala verstellbar +15° bis -15°
- Spezialschleifband
- Geräuscharmer Lauf durch optimale Schalldämmung

D-BS 320 FM mit integrierter Absaugung und Filteranlage

D-BS 320 FO zum Anschluss an eine externe Absaugung



Bandschleifgerät D-BS 320 FM

Lieferumfang:

- 2x Schlauchschellen Ø45mm
- 2x Schlauchschellen Ø50 mm
- 1,5m Absaugschlauch Ø45mm
- 1,5m Absaugschlauch Ø50mm
- Netzkabel
- Filteranlage

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

32332 5.590,00

Bandschleifgerät D-BS 320 FO

Lieferumfang:

- Netzkabel

175810 4.250,00

Schleifbänder Stück

Körnung 24	199417	19,00
Körnung 36	46639	19,00
verstärkt bis Ser.-Nr. 650, Körnung 50	252873	19,00
verstärkt ab Ser.-Nr. 651, Körnung 50	46670	19,00
Körnung 80	89635	19,00
Körnung 120	239642	19,00

Gipstrimmer Junior, OMEC

Robuster Gipstrimmer mit Korundscheibe.

- Schweres Gussgehäuse
- Verstellbare Modellauflegeplatte
- Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung

Technische Daten:

- 1400 U / min
- Leistungsaufnahme 450 W



Gipstrimmer Junior

- incl. Korundscheibe
- ohne Ablaufschlauch

32337 966,00

Zubehör

Ersatz-Korundscheibe	32338	41,80
Ablaufschlauch	116524	7,42

Rotogrind NT, Reitel

Leistungsstarker Nass- und Trockentrimmer.

- Edelstahlgehäuse
- Durchzugskräftiger Motor
- Ablageschale für Modelle
- Schnellstopp
- Wiedereinschaltssicherung bei Stromausfall
- Frontöffnung mit Sicherheits-Schnellverschluss



Rotogrind NT

Lieferumfang:

- Trimmer ohne Schleifscheibe
- Ablaufschlauch

18440 1.850,00

Rotogrind NT

Lieferumfang:

- Trimmer mit Silicium Carbide Schleifscheibe
- Ablaufschlauch

255159 2.035,00

Rotogrind NT

Lieferumfang:

- Trimmer mit PW-Diamantschleifscheibe
- Ablaufschlauch

256751 2.540,00

Rotogrind NT

Lieferumfang:

- Trimmer mit Diamantschleifscheibe mittel

246368 3.240,00

Abmessungen H x B x T:

- 350 x 350 x 470 mm

Gewicht:

- 22 kg

Aufnahmeleistung:

- 1.500 W

Drehzahl:

- 3.000 U/min.

Einbetten / Modellh.- Gipstrimmer

Rotogrind NT KFO, Reitel

Der leistungsstarke ROTOGRIND NT KFO kombiniert Nass- und Trockenlauffunktion mit einem KFO-Angulationstisch. Über einen gelagerten Schieber, können präzise Winkel an Ober- und Unterkiefermodellen geschliffen werden.

- Leichtgängige Axialverschiebung
- Rastsystem für übliche Winkel erleichtert die Festeinstellung
- Winkeleinheit für Reinigungszwecke und Nutzung ohne KFO-Tisch wegschwenkbar
- Extragroße Schleifscheibenöffnung (12 cm)
- Optionaler Strichlaser zur Orientierungshilfe für Winkeleinstellung
- Im Set mit spezieller Diamantschleifscheibe für Grob- und Feinschliff - für optimale Modelle

Optional können noch ein Strichlaser und eine LED-Arbeitsleuchte bestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben, da dieses Zubehör werkseitig verbaut werden muss!



Rotogrind NT KFO

- Lieferumfang:
- inkl. KFO-Angulationstisch
 - inkl. Voll-Diamantschleifscheibe KFO

LED-Leuchte für Rotogrind NT (werkseitige Montage)

Netzanschluss:

- 230 V / 50 / 60 Hz

Aufnahmeleistung:

- 1.500 W

Abmessungen H x B x T:

- 350 x 350 x 470 mm

Gewicht:

- 22 kg

Drehzahl:

- 3.000 U / min.

Scheibendurchmesser:

- 280 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

261090 4.330,00

28731 248,00

Rotogrind Mini, Reitel

Der ROTOGRIND MINI ist ausgestattet mit einem stufenlos verstellbaren Auflagetisch und einer abnehmbaren Front. Durch das Lösen der zwei Schnellverschlüsse ist das Innere des Trimmers schnell erreichbar und einfach zu reinigen. Die Schleifscheibe lässt sich ebenfalls mit wenigen Handgriffen wechseln.

- Starker, durchzugskräftiger Motor
- Verstellbarer Auflagetisch
- Abnehmbare Front mit Schnellverschlüssen
- Wiedereinschaltssicherung bei Stromausfall



Rotogrind Mini

- ohne Scheibe

Rotogrind Mini

- mit Diamantscheibe PW

Rotogrind Mini

- mit Delta-Scheibe

184571 1.150,00

228889 1.840,00


233614 2.110,00

NEU

Schleifscheiben, Reitel

Schleifscheiben für den Rotogrind Gipstrimmer.

- Alle diamantierten Schleifscheiben werden mit einem 8 mm Träger geliefert
- Die Sil.-Carb. Schleifscheibe ist beidseitig verwendbar
- Alle Schleifscheiben haben einen Durchmesser von 250 mm



Stück

Delta, teildiamantiert

182969 960,00

PW, teildiamantiert

27521 690,00

volldiamantiert, mittel

19090 1.390,00

volldiamantiert, grob

19091 1.590,00

Sil.-Carb., mittel, beidseitig

27520 185,00



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Einbetten / Modellh.- Gipstrimmer

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gipstrimmer MT plus, Renfert

Der MT plus ist ein Nass- und Trockentrimmer. Power pur, selbst härtester Gips wird spielend abgetragen dank der starken Motorleistung.

- Werkzeuglos abnehmbare Fronttür
- Einfache Reinigung durch abnehmbaren Trimmertisch und Sprührohr
- Krazresistentes Gehäuse auf Polyurethan, geräuschkämmend



MT plus

Lieferumfang:

- Gipstrimmer MTplus
- Klettfix Korundschleifscheibe

Abmessungen H x B x T:

- 320 x 300 x 410 mm

Gewicht:

- 13,5 kg (ohne Trimmerscheibe)

14808 1.379,50

Gipstrimmer MT3, Renfert

Der MT3 Nasstrimmer überzeugt durch seinen überdurchschnittlich starken Motor.

- Schneller Wechsel des Trimmertisch-Winkels über praktischen Kippmechanismus (90°/ 98°)
- Sicherheit: Motor- und Wasserstopp durch Schutzschalter beim Öffnen der Fronttür
- Optimal positioniertes Sprührohr verhindert das Zusetzen der Trimmerscheibe durch gleichmäßige Benetzung



MT 3

Lieferumfang:

- MT 3 mit Klettfix Schleifscheibe

MT 3

Lieferumfang:

- MT 3 mit Marathon Schleifscheibe (teildiamantiert)

Abmessungen H x B x T:

- 330 x 305 x 410 mm

Gewicht (ohne Scheibe):

- 13,2 kg

217338 764,50

217349 1.347,00

Trimmerscheiben Infinity, Renfert

Volldiamantierte Trimmerscheibe für alle Renfert Nasstrimmer geeignet.

- Sehr gutes Schliffbild durch geschlossene Diamantoberfläche
- Extrem widerstandsfähig
- Hohe Abtragsleistung bei Superhartgipsen
- Trägerscheibe Edelstahl



MT 2

29259 1.376,50

MT Plus

14814 1.043,50

MT3 / MT3 pro

232499 1.033,00

Trimmerscheiben Marathon, Renfert

Teildiamantierte Trimmerscheiben Marathon mit aggressivem Schleifverhalten, sowohl für das Nass- als auch das Trockentrimmen.

- Galvanisch beschichtete Diamantinseln
- Effektiver Abtrag bei allen Gipsklassen
- Optimale Nutzung zum Trockentrimmen
- Geringer Anpressdruck
- Hohe Lebensdauer
- Trägerscheibe Edelstahl



MT 2/ TT 2

29518 822,50

MT Plus

14813 627,00

MT3 / MT3 pro

231923 627,00



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Einbetten / Modellh.- Gipstrimmer

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gipstrimmer HSS-AZ, Wassermann

Leistungsstarker Nasstrimmer HSS-AZ für exzellente Arbeitsergebnisse beim Bearbeiten zahntechnischer Modelle.

- Höchste Schleifgeschwindigkeit (3000 min⁻¹)
- Alternativer Einsatz der aggressiven Folienscheibe oder der segment-diamantierten Dia-Quick-Schleifscheibe
- Mit Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung
- Stabiler, oxidationsfreier Arbeitstisch mit Langlochung und Seitenöffnungen / dadurch kein Überlaufen des Wassers



HSS-AZ

Lieferumfang:

- Dia-Quick Schleifscheibe
- Schrägaufgabe
- Zuflussschlauch 1 m
- Abflussschlauch 1 m

Spannung:

- 220/240 V / 50/60 Hz

Stromaufnahme:

- 3,0 A

Leistung:

- 750 W

Maße B x H x T:

- 290 x 320 x 380 mm

Gewicht inkl. Folienschleifscheibe:

- 19,2 kg

Drehzahl:

- 3000 min⁻¹

35797 2.130,00

Gipstrimmer HSS-88, Wassermann

Robuster und leistungsstarker Gipsmodelltrimmer.

- Schwere Gehäuseausführung
- Wartungsfreie Rillenkugellager
- Starke Durchzugskraft
- Großer Arbeitsausschnitt
- Arbeitstisch mit Langlochung und Seitenöffnung
- Mit Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung ausgestattet



Gipstrimmer HSS-88

mit Korundscheibe

mit Diamantscheibe

mit Dia-Quick-Schleifscheibe

78223 1.910,00

37822 3.070,00

163449 2.760,00

Abmessungen H x B x T:

- 335 x 330 x 410 mm

Gewicht:

- 19,80 kg ohne Scheibe

Gipstrimmer HSS-99, Wassermann

Hochwertiger, leistungsstarker Gipstrimmer. Auf Wunsch auch mit KFO-Schleifeinrichtung lieferbar.

- Oxidationsfreier Arbeitstisch
- Extra großer Arbeitsausschnitt
- Hochwertiges Gehäuse



HSS-99

Lieferumfang:

- HSS-99
- Diamantscheibe ø 300 mm

37823 3.990,00

Abmessungen H x B x T:

- 430 x 400 x 470 mm

Gewicht:

- 33,0 kg

Schleifscheiben, Wassermann

Schleifscheiben für Wassermann Gipsmodelltrimmer.

- Folienschleifscheiben sind beidseitig verwendbar
- Korundscheifscheiben sind mit Abrichtapparat aufzuarbeiten
- Dia-Quick-Scheiben sind segmentiert diamantiert
- Diamantscheiben sind ganzflächig diamantiert und ergeben eine seidig glatte Gipsoberfläche, trotz aggressiver Schleifleistung und sind äußerst langlebig



HSS-AZ / 88

Ersatz-Folienschleifscheibe

Satz = 4 Stück, inkl. Fett

86904 137,00

HSS 88

Ersatz-Korundscheifscheibe, inkl. Abzieher und Fett

36226 276,00

HSS 88

Ersatz-Diamantscheifscheibe, ganzflächig diamantiert, inkl. Abzieher und Fett

32668 1.535,00

HSS-AZ / 88

Ersatz-Dia-Quick-Schleifscheibe teildiamantiert, inkl. Fett

89672 888,00

Ausbettmeißel Power Pillo, Renfert

Mit dem pneumatischen Ausbettmeißel Power pillo werden zahntechnische Werkstücke schonend, schnell und kraftsparend ausbettet.

- Wartungsfrei
- Stufenweise Leistungseinstellung
- **3 Jahre Garantie**



Power Pillo

Lieferumfang:

- Power Pillo
- Meißeleinsatz Nr. 5022-0200
- Anschlussschlauch
- 2 Anschlussnippel

11804 420,00

Betriebsdruck:

- 4 - 6 bar

Luftverbrauch:

- 10 l / min.

Gewicht:

- 398 g

Einbetten / Modellh.- Pinbohrgeräte

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Pindex Laser P 113 L, Coltène

Pindex Laser P 113 L Pinbohrgerät mit Laser-Pointer für den manuellen Betrieb.

- Positionsbestimmung durch Laserpunkt
- Stabiles Gehäuse
- Speziell für Pindex-Pins



Pindex Laser P 113 L

Lieferumfang:

- inkl. Pin Test Set

Abmessungen H x B:

- 337 x 186 mm

Gewicht:

- 3,6 kg

55796 1.519,74

Top spin, Renfert

Der neue Top spin: das Plus an Präzision, Sicherheit und Langlebigkeit.

- Bohrgenauigkeit von $\leq 0,01$ mm durch eine einzigartige Technologie zur Wellenlagerung
- Durchzugsstarker Motor ohne Leistungsabfall beim Bohren (8000 1/min)
- Extrem leichtes, widerstandsloses Bohren durch einzigartige Bohrergeometrie
- Durchdachtes Reinigungskonzept durch Frontschublade mit Füllstanderkennung
- Zwei individuelle Arbeitspositionen für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Werkzeugloser Bohrerwechsel
- Automatische Start/Stop-Funktion



Top spin

Lieferumfang:

- Gerät inkl. 1 Stufenbohrer

Abmessungen H x B x T:

- 330 x 153 x 175 mm

Gewicht:

- ca. 4,0 Kg

zulässiger Bohrer-Schaftdurchmesser:

- 3,0 mm

240106 1.050,00

AUTO spin Pinbohrgerät und Zubehör, Renfert

Mit dem AUTO spin Pinbohrgerät lassen sich präzise Arbeitsmodelle mit Kunststoffbasisplatten herstellen und es ist kompatibel mit anderen Modellsystemen wie z.B. Giroform® oder Zeiser®. Besonders in Kombination mit den perfekt aufeinander abgestimmten Materialien des AUTO spin Modellsystems wird eine anspruchsvolle Modellherstellung zum Kinderspiel.

- Zeit- und Kostenersparnis durch reduzierte Verwendung von Dentalgips
- Sicheres Positionieren und Ausrichten bei anspruchsvollen Abdrucksituationen mit innovativem Renfert Level Controller
- Flexible Verwendung nahezu jeder Plattengeometrie durch Universal-Plattenträger mit sicherer Doppelfixierung
- Optimales Friktionsverhalten der Pins durch hochpräzise Bohrlöcher
- Hoher Arbeitskomfort durch automatisierten Bohrprozess



AUTO spin Pinbohrgerät

263524 1.628,00

Zubehör

Basisplatte komfort 100 Stück	263525	89,00
Basisplatte Standard 100 Stück	263526	59,00
Sekundärplatte 50 Stück	263527	120,00
Universal Plattenträger	263529	151,00
Universal Abdruckhalter	263531	19,50
AUTO spin Konus Pinbohrer Stück	263532	30,50
AUTO spin Konus Pin 1000 Stück	263530	30,00
Silikonnetmasse 1 kg	263528	45,00

Abmessungen B x H x T:

- 180 x 368 x 275 mm

Gewicht:

- 7,6 kg

Einbetten / Modellh.- Modellsägen

G2 Concept Modellsäge, Schick

G2 Concept Modellsäge für Sägeschnitte von unten.

- Segmentiertes Diamantsägeblatt
- Strichlaser für exakte Schnittpositionierung
- Geeignet für Gips und Modellkunststoff
- Softanlauf und Schnellstopp
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Anschlussmöglichkeit an die Absaugung
- Rutschfeste Oberfläche des Sägebrettes
- Für nahezu alle Modellsysteme geeignet



G2 Concept Modellsäge

Lieferumfang:

- G2 Concept mit segmentiertem Diamantsägeblatt

Zubehör:

Diamant-Sägeblatt für G2 Gipssäge

- Ø 85 x 20 mm

Abmessungen H x B x T:

- 160 x 375 x 390 mm

Gewicht:

- 4,5 kg

Drehzahl:

- 7500 U / min.

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

228159 3.123,00

243581 365,00



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Einbetten / Modellh.- Sonstige

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Zahnkransschleifer G-F 318 E, Harnisch & Rieth

Zahnkranz-Modellschleifer, wahlweise mit integrierter Absaugung (G-F 318 E), oder zum Anschluss an eine externe Absaugung (G-F 318 EO)

- Höchste Filterwirkung (G-F 318 E)
- Mit höhenverstellbarem Arbeitstisch
- Langlebiges, umweltfreundliches Stahlblechgehäuse in RAL9002 pulverbeschichtet



G-F 318 E

- Lieferumfang:
- Zahnkransschleifer G-F 318 E
 - Fräser verzahnt 8°
 - Netzkabel
 - Vlies sack
 - Werkzeug für Fräserwechsel

67975 2.780,00

G-F 318 EO

- Lieferumfang:
- Zahnkransschleifer G-F 318 EO
 - Fräser verzahnt 8°
 - Netzkabel
 - Werkzeug für Fräserwechsel

199390 1.990,00

Dosper evo, Dreve

Dosper evo ist ein automatisches Misch- und Dosiergerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilikone

- Freigegeben für alle Dubliersilikone mit dem Mischungsverhältnis 1:1, durch neuartige Fördermengenregulierung
- Unerwünschtes Leerfördern, sowie eine Verwechslung der Komponenten ist ausgeschlossen
- Einzigartige Arbeitsfeldbeleuchtung, welche eine unerwünschte Schattenbildung reduziert.



Dosper evo rot

- Lieferumfang:
- Dosper evo rot
 - 5 Mischkanülen
 - 2 Flaschenadapter

218499 1739,00

Dosper evo silber

- Lieferumfang:
- Dosper evo silber
 - 5 Mischkanülen
 - 2 Flaschenadapter

219900 1739,00

Der Arbeitsprozess wird verkürzt und sicher. Dadurch erreichen die Materialien hohe Qualitätswerte. Das Gerät ist sofort einsetzbar, sehr sparsam und somit auch für kleine Labortorien lukrativ.

Packung 2 Stück

Dosper evo Materialreservoirs 1,5 L

218570 213,59

Abmessungen H x B x T:

- 320 x 225 x 405 mm

Gewicht:

- 12,0 kg

Dosierwaage DSW-2, Wassermann

Dosierwaage mit einer Pumpe, für Gips- und Einbettmassenflüssigkeiten.

- Mischergebnisse immer wieder reproduzierbar
- Erweiterbar auf bis zu 6 Pumpen



Dosierwaage DSW-2

mit 1 Pumpe

71452 2.025,00

Abmessungen B x H x T:

- 210 x 470 x 410 mm

Gewicht:

- 13 kg

Wiegebereich:

- 5 - 6.000 g

Wiegegenauigkeit:

- 0,5 g

Mindestfördermenge Liquid:

- 2 g

Sidomix II Dosier- und Mischgerät, Wassermann

Das Sidomix II ist ein Dosier- und Mischgerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilikone. Es verfügt über einen Durchflussregler, mit dessen Hilfe der Anwender das 1:1 Mischungsverhältnis über einen Bypass-Kreislauf optimal einstellen kann - und das schnell und einfach. Die Komponenten werden vollautomatisch, absolut homogen und vollkommen blasenfrei gemischt.



Sidomix II

- Lieferumfang:
- Satz Materialbehälter mit Schnellkupplung, 2 x 2 Liter
 - Mischkanülen, pink, 10 Stück

283249 1.625,00

Spannung:

- 220/240 V / 50/60 Hz

Stromaufnahme:

- 1,6 A

Leistung:

- 260 W

Maße B x H x T (max.):


- 275 x 340 x 440 mm

Gewicht:

- 11,5 kg

Filter für Geräte

In der nachstehenden Tabelle finden Sie die passenden Filterbeutel für Ihre Laborgeräte.



Filter für Laborgeräte

s. Tab.

Hersteller	Filter	Absauggerät	Artikelnummer	Packung	Preis €
Freuding	Filter F4533 für A40, doppelte Filterfläche	Variteam A40, A40/G	37092	1 Stück	48,50
Freuding	Filter F4 530 mit 22 Litern Volumen	Variteam A40, A40/G	82565	1 Stück	28,80
Freuding	Ersatzfilter A40/E - Schmutz 10 Liter	Variteam A40, A40/G	212995	1 Stück	17,40
Freuding	Filter TA035	Absaugungen AT, A84SR, AM, AE	51492	3 Stück	51,00
Freuding	Filter MA635 für größere Mengen	Absaugungen AG	83490	1 Stück	27,00
Freuding	Filter MA636	Absaugungen AG	207268	1 Stück	48,50
Freuding	Filter MA535 für Kunststoffplätze	Absaugungen AM, AE, AG	188019	3 Stück	32,00
Freuding	Feinstfilter MA528	Absaugungen AM,AE,AG,Variteam	18667	1 Stück	67,00
Freuding	Feinstfilter TA028	Absaugungen AT, A84	83141	1 Stück	48,50
NWD	Filter	alle Filterschubladen, Smartair	146587	5 Stück	54,45
KAVO	Filterbeutel	alle Filterschubladen, Smartair	74206	5 Stück	75,90
KAVO	Feinstfilter	alle Filterschubladen, Smartair	35351	1 Stück	103,40
KAVO	Adsorptionsfilter für Kunststoff	Smartair plus	88839	1 Stück	104,50
KAVO	Absorba Langzeitfilter	Absormatic, Extramatic	37138	1 Stück	181,00
KAVO	Aktivkohlefilter	Absormatic, Extramatic	37136	2 Stück	169,00
KAVO	Goldfeinsieb	Absaugmäuler EWL 382 - 385	84153	1 Stück	70,00
KAVO	Filterbeutel für EWL 5030	Absaugung EWL 5030	57055	5 Stück	114,00
KAVO	Ersatz-Filter sack	Polierbox 80 EWL	67357	2 Stück	53,00
Klinckmann	Feinstaubfilter für ASP/1	Absauganlage ASP/1	10800	1 Stück	16,80
Harnisch + Rieth	Einweg-Papierfilter	Absaugungen D-LE 255S, D-LE 255E, D-LE 260S	46574	1 Stück	22,00
Harnisch + Rieth	Doppel-Staub sack	Absaugung D-L207	73703	1 Stück	39,74
Harnisch + Rieth	Doppel-Staub sack	Bandschleifer D-BS320F	46575	1 Stück	37,00
Harnisch + Rieth	Einweg-Vliessack	Zahnkransschleifer G-F316E, G-F318E	199415	5 Stück	95,00
Harnisch + Rieth	Einweg-Vliessack	Absaugung D-LE255E, D-LE260E	16650	1 Stück	37,00
Harnisch + Rieth	Filtermatte	Ausbrühergerät D-AB 240	46585	1 Stück	4,80
Heraeus	Filterbeutel	Feinstrahlergerät CL-FSG 94	55963	1 Stück	38,28
Renfert	Staubbeutelset	Silent Absaugung	164802	5 Stück	52,00
Renfert	Filtersäcke (neu) mit Kunststoffeinlage	Vortex compact 2L, EC 2L	159270	3 Stück	64,65
Renfert	Filtersäcke (alt)	Vortex compact 2L, EC 2L	39584	5 Stück	50,85
Renfert	Staubbeutel	Vortex compact 3L	34115	5 Stück	52,00
Wassermann	Filtertasche	Absaugung LSG-02, SG-1/2	47509	3 Stück	137,00
Wassermann	Filtertasche	Poliereinheit WP-EX2000	55651	2 Stück	63,50
Wassermann	Filtermatten	WAPO-EX	163493	10 Stück	48,50
Wassermann	Ersatz-Filtertasche	Absaugung SG-1/1 und SG-2/2	57673	4 Stück	151,00
Wassermann	Filtermatten	WAPO-EX8	35909	4 Stück	48,50

ORBIS Filter, ORBIS Dental

ORBIS Ersatzfilter für Absauganlagen folgender Hersteller

- KaVo
- Freuding
- Dental Art (Klinckmann)
- Zubler

TOP



Filter für Laborgeräte

s. Tab.

Passend für	Filter	Absauggerät	Artikelnummer	Packung	Preis €
KAVO	Absorba Langzeitfilter	Absormatic / Extramatic	247535	1 Stück	155,90
KAVO	Filterbeutel	alle Filterschubladen, Smartair	247540	5 Stück	42,90
KAVO	Ersatz-Filterstreck	Polierbox 80 EWL	247549	2 Stück	36,80
KAVO	Feinstfilter	alle Filterschubladen, Smartair	247552	1 Stück	85,90
Freuding	Ersatzfilter	Für Absaugung A82 - AT, AM und AE	247556	3 Stück	31,35
Freuding	Filter MA635 für grobe Partikel	Für Absaugung MA 162, 172, 164 und 174	247557	1 Stück	28,40
Freuding	Feinstfilter MA528	Absaugung A40 / Mobil-Absaugung	247558	1 Stück	57,50
Freuding	Ersatzfilter A40 groß	Variteam A40	248400	1 Stück	27,40
Dental Art	Filterbeutel	Absaugung FL/ASP	247559	1 Stück	16,70
Zubler	Filtertasche	Für Zubler Einzelplatzabsaugungen	247560	3 Stück	27,40

Absaugung AM / AG Mobil, Freuding

Absauganlagen für den Einsatz an Strahlgeräten und Arbeitsplätzen.

MA162

Einzelplatz-Absaugung, Mobil, mit Griff. Doppelfilter-System für große Staubmengen (Gips-Arbeitsplatz, Sandstrahler), automatischer Einschaltmechanismus über Handstückerkennung

MA172

Einzelplatz-Absaugung, Mobil, mit Griff. Doppelsteckdose für zwei Handstücke im wechselseitigen Einsatz, Doppelfilter-System für große Staubmengen (Gips-Arbeitsplatz, Sandstrahler), automatischer Einschaltmechanismus über Handstückerkennung



Mobil MA 162

32429 1.536,00

Lieferumfang:

- inkl. Absaugschlauch ca. 150 cm

Mobil MA 172 mit Doppelsteckdose

32430 1.707,00

Lieferumfang:

- inkl. Absaugschlauch ca. 150 cm

Absaugtr. Variteam / TA 170

18612 264,00

schwenkbar mit Rechteckrohr Variteam, ausziehbar

Absaugtrichter A 90 / TA 164.02

254398 280,00

mit ESG-Schutzscheibe 250 x 200 mm, Auflageblech, Auflageklotz, Rechteckrohr 80 x 30 mm VARITEAM ausziehbar, Adapter und Eckhaltewinkel



Bei Verwendung von KaVo K-Control, oder Schick Cube Technikmaschinen, wird ein zusätzliches Verbindungskabel benötigt!

Absaugung Z1-AT, Freuding

Absaugung Z1-AT

Für den Einbau im Schrank am Arbeitsplatz. Automatischer Einschaltmechanismus über Handstückerkennung, Schnittstelle für externes Bedienelement, Bluetooth-Schnittstelle.



Absaugung Z1-AT

263988 1.640,00

Lieferumfang:

- Saugergerät Z1-AT
- inkl. Filterkasten
- inkl. Saugschlauch

Absaugung Z1-AT

263987 1.298,00

Lieferumfang:

- Saugergerät Z1-AT
- ohne Filterkasten
- ohne Saugschlauch

Staubfrei arbeiten

... dank ORBIS-Absaugfilter

- Filtern selbst Kleinstpartikel aus der Luft
- Schützen vor den Auswirkungen von Feinstaub
- Passen in Absauganlagen von Dental Art, Freuding, KaVo, Zubler

Freuen Sie sich auf saubere Luft – ohne Kobalt, Nickel, Beryllium, Quarz, Gips, Gold, Kunststoff oder andere Feinstäube!



Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO, Freuding

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO zum Einsatz am Arbeitsplatz, automatischer Einschaltmechanismus über Handstückerkennung, Schnittstelle für externes Bedienelement, Bluetooth-Schnittstelle, werkzeugloser Motor-Schnellwechsel, Frontblende in FREUDING-Standardfarben.



Einzelplatzabsaugung Z1 ECO

- Lieferumfang:
- inkl. 1,5 m Saugschlauch Ø 40 mm
 - Winkeladapter 50/40 mm

261522 1.640,00

Abmessungen B x H x T:

- 200 x 670 x 580 mm

Absaugung D-LE 255 S, Harnisch & Rieth

Absauganlage D-LE 255 S, zum Einsatz an allen Funktionsgeräten.

- Große Saugleistung
- Höchste Filterwirkung
- Staubaufnahme ca. 10 kg
- Laufruhiger Absaugmotor
- Optimaler Schalldämmung



Absaugung D-LE 255 S

- Lieferumfang:
- inkl. 1,5 m Absaugschlauch Ø 40 mm
 - Anschlussstutzen

32323 1.890,00

Abmessungen H x B x T:

- 522 x 380 x 330 mm

Gewicht:

- 25 kg

Schlauchanschluss Ø:

- 40 mm

Absaugung D-LE 255 SB, Harnisch & Rieth

Einplatz- Absauganlage zum Einsatz an allen Funktionsgeräten.

- Große Saugleistung
- Bürstenloser Absaugmotor
- Sehr lange Laufzeit
- Höchste Filterwirkung
- Staubaufnahme ca. 10 kg
- Laufruhiger Absaugmotor
- Optimaler Schalldämmung



Absaugung D-LE 255 SB

- Lieferumfang:
- Absaugung D-LE 255 SB
 - Absaugschlauch Ø 40 mm
 - 1 Anschlussstutzen Ø 40 mm

272812 2.350,00

Absaugung D-LE 255 SD, Harnisch & Rieth

Ein- bis Zweiplatz Absauganlage. Die Absauganlage besteht aus einem leistungsstarken, sehr geräuscharmen Absauggebläse, kombiniert mit einem grosvolumigen Papierfiltersack mit ca. 10 Kg Staubaufnahmevermögen und einem nachgeschalteten Feinstfilter. Dieser fängt selbst noch Micro-Feinstäube von 0,5 µ Korngröße zu 99,98 % auf.



Absaugung D-LE 255 SD

- Lieferumfang:
- inkl. Netzanschlusskabel
 - 1 x Absaugschlauch Ø 50 mm, 1,5 Meter mit 2 Anschlussstutzen Ø 50 mm

238213 2.790,00

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Absaugung D-LE 255 SDB, Harnisch & Rieth

Ein- bis Zweiplatz Absauganlage. Die Absauganlage besteht aus einem leistungsstarken, sehr geräuscharmen Absauggebläse, kombiniert mit einem großvolumigen Papierfiltersack mit ca. 10 Kg Staub-Aufnahmevermögen und einem nachgeschalteten Feinstfilter.

- Bürstenloser Absaugmotor
- Sehr lange Laufzeit



Absaugung D-LE 255 SDB

Lieferumfang:

- inkl. 1,5 m Absaugschlauch

272813 3.250,00

Smartair evo Einzelplatzabsaugung, KaVo

KaVo SMARTair evo: Die Einzelplatzabsaugung

- DGUV geprüfte Absaugleistung
- Verbesserter Unterdruck und Volumenstrom
- Stauberfassung mit Dreifach-Filtersystem
- Integrierte Ein- und Abschaltautomatik
- Automatische Anpassung der Saugleistung
- Eingebauter Motorschutz
- Einfacher Motortausch
- Integration in Fremdtische möglich



SMARTair evo Absaugung

Lieferumfang:

- Smartair evo
- Saugschlauch m. Muffen
- Netzleitung
- Verbindungsleitung
- 1 Ersatz-Filterbeutel
- 1 Feinstfilter
- Bedienungsanleitung

238346 2.131,00

Abmessungen H x B x T:

- 540 x 450 x 510 mm

Gewicht:

- ca. 18 Kg

Smartair evo mobile Einzelplatzabsaugung, KaVo

Mobilabsaugung der Smartair evo Familie. Ausstattungsmerkmale wie Smartair evo. Die mobile Lösung findet ihren Einsatz primär dort, wo Einbau-Engpässe eine integrierte Lösung verhindern.



SMARTair evo mobile

Lieferumfang:

- Smartair evo mobile
- Saugschlauch m. Muffen
- Netzleitung
- Verbindungsleitung
- 1 Ersatz-Filterbeutel
- 1 Feinstfilter
- Bedienungsanleitung

238528 1.940,00

Abmessungen H x B x T:

- 430 x 420 x 270 mm


Gewicht:

- ca. 18 Kg

Absauganlagen-Zubehör, KaVo

Zubehör für Absauganlagen von KaVo.

- Fremdtisch Einbausatz
- Edelstahl Abfallschublade 20 mm
- Edelstahl Abfallschublade 30 mm
- Edelstahl Abfallschublade 50 mm
- Trägerrahmen zur Aufnahme der Smartair
- Absaugmaul EWL 382 Vortisch
- Schutzscheibe mit Halter
- Schutzscheibe ohne Halter



Einbausatz
für EWL Staubsauganlagen in Fremdtische

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

88940 225,00

Edelstahl - Abfallschubladen

Stück Höhe: 20 mm

88872 111,00

Stück Höhe: 30 mm

88873 111,00

Stück Höhe: 50 mm

88874 111,00

Stück

Trägerrahmen zur Aufnahme der Smartair

89106 314,00

Stück

Absaugmaul EWL 382 Vortisch

84088 198,00

Schutzscheibe

mit Halter 220 x 220 mm für EWL 382, 383, 384, 385

29948 69,00

Schutzscheibe

ohne Halter 220 x 220 mm für EWL 382, 383, 384, 385

160572 51,00

Ergoret CC Auftisch, Reitel

Ergoret CC Auftisch

- Ergonomisch gestalteter Systemarbeitsplatz für langfristiges und ermüdungsfreies Arbeiten
- Stäube, Gase und Dämpfe werden großflächig über den integrierten Filter in der Rückwand abgesaugt
- Zusätzlicher Anschluss für Schmutzabsaugung für eine externe Absaugung
- Echtholz-Arbeitsplatte und Schutzglasscheibe
- Inkl. zwei Schubladen, Auffangbehälter für Grobschmutz, Edelstahl-Ablageschale, schwenkbarer Lupe, optimierter LED-Beleuchtung, Ausblasdüse und Handstückvorbereitung
- Auch als Prüfplatz einsetzbar
- Optional mit Vario-Hubtisch (Arbeitshöhe 880 bis 1.180 mm)



Ergoret-CC Auftisch

Farbe grau

259552 4.020,00

Ergoret CC KFO Auftischversion, Reitel

- Für kieferorthopädische Arbeiten in der KFO-Praxis und im Labor
- Schmutz, Staub und Methylmethacrylat-Dämpfe werden großflächig über den integrierten Filter in der Rückwand abgesaugt
- Zusätzlicher Anschluss für Schmutzabsaugung über eine externe Absaugung, z. B. DUSTY COMFORT
- Echtholz-Arbeitsplatte und Schutzglasscheibe
- Inkl. u.a. Edelstahl-Ablageschale, rutschfester Gummiunterlage, Auffangbehälter für Grobschmutz, Handstückvorbereitung, schwenkbarer Lupe und optimierter LED-Beleuchtung
- Auch als Prüfplatz einsetzbar
- Optional mit Vario-Hubtisch (Arbeitshöhe 880 bis 1.100 mm)



Ergoret CC KFO

• Farbe weiß / Buche

260549 4.020,00

Ergoret CC KFO

• Farbe grau / Buche

261109 4.020,00

Netzanschluss:

• 230 V / 50 / 60 Hz

Aufnahmeleistung:

• 120 W

Abmessungen H x B x T:

• 670 x 910 x 860 mm

Gewicht:

• 60 kg

Lupe:

• 4 Dioptrien

Absaugfilter:

• Aktivkohle

Gehäuse:

• Edelstahl / Holz

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Vario-Hubtisch, Reitel

Verstellbarer Hubtisch. Variabel zwischen 880 bis 1100 mm einstellbar. Für gesundheits- und rüchenschonendes Arbeiten im Sitzen oder Stehen einstellbar. Speziell für Reitel Ergoret-Arbeitsplätze.



Vario-Hubtisch

190423 1.990,00

Schleifbox, Renfert

Acryl- Schleifbox mit Lupe.

- Verhindert die Ausbreitung von Schleifstaub
- Sehr leicht und besonders flexibel in der Handhabung
- Optimale Kontrolle des Werkstücks durch integrierte 2-fach vergrößerte Lupe



Schleifbox

73583 237,00

Abmessungen H x B x T:

- 150 x 250 x 150 mm

L Protect, Schick

Schutzscheibe mit LED-Beleuchtung. Kombination aus energiesparender Arbeitsplatzbeleuchtung mit einer Leuchtkraft von 2.500 Lux und Schutzscheibe für die Absaugung. Geeignet zum Einsatz an fast allen handelsüblichen Absaugvorrichtungen. Auch eine separate Verwendung ist dank eines optional erhältlichen Tischstativs möglich.



L Protect

232836 417,00

Lieferumfang:

- L Protect
- Schutzscheibe
- Beleuchtungsrahmen
- Befestigungsklammer
- Netzteil

L Protect Tischstativ

235712 23,50

Abmessungen H x B x T:

- 240 x 190 x 4 mm

Beleuchtungsstärke:

- 2.500 Lux

Lichtfarbe / Lichttemperatur:

- tageslichtweiß / 6.000 K

Nenn- / Betriebsspannung:

- 100 - 240 Volt / 12 Volt

Vortex Compact Absaugung, Renfert

Nass- und Trockenabsaugung mit hoher Saugleistung und langlebigem Kollektormotor für Geräte mit hoher Stauberzeugung.

- Gesundheitsschutz durch 2-stufiges Filtersystem, optional H/Hepa-Filter erhältlich
- 25% Erhöhung der Filterkapazität auf Knopfdruck durch Free-Filter-System
- Staubarme Entsorgung der Stäube mittels extrem reißfestem und großem Filterbeutel (15 l)



Vortex Compact

inkl. Filtersack und 3 m Saugschlauch

20170 699,00

Abmessungen H x B x T:

Vortex Compact 3L

- 600 x 385 x 480 mm

Gewicht:

- 10 kg

Volumen Behälter:

- ca. 30 Liter

Silent Compact, Renfert

Kompakte, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und langlebigem Kollektormotor.

- Keine Folgekosten durch beutellose Stauberfassung
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 56,9 dB(A)
- 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden)



Silent Compact

Lieferumfang:

- Silent Compact
- Quick Start Guide SILENT compact
- Quick Reference Card SILENT compact
- Netzkabel 230V mit Kaltgerätestecker
- Saugschlauch 2M

244418 1.129,00

Abmessungen H x B x T:

440 x 245 x 500 mm

Gewicht:

ca. 13,2 kg

Leistung:

490 W

Spannung:

230 V

Silent Compact CAM, Renfert

Kompakte, staubbeutellose Absaugung für die Anwendung mit kompakten, dentalen CAM-Einheiten.

- Bidirektionale Kommunikation zwischen Absaugung und CAM-Maschine durch SPS-Schnittstelle
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 56,9 dB(A)
- 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden)
- Keine Folgekosten durch beutellose Stauberfassung
- Arbeiten ohne Unterbrechung durch unkomplizierten Motorwechsel innerhalb weniger Minuten



Silent Compact CAM

Lieferumfang:

- Silent Compact CAM
- Quick Start Guide SILENT compactCAM
- Quick Reference Card SILENT compactCAM
- Netzkabel 230V mit Kaltgerätestecker
- Saugschlauch 2M

244419 1.243,50

Abmessungen H x B x T:

440 x 245 x 500 mm

Gewicht:

ca. 13,2 kg

Leistung:

490 W

Spannung:

230 V

Silent powerCAM EC, Renfert

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und EC-Motortechnologie für stark ausgelastete CAM-Einheiten.

- Bidirektionale Kommunikation zwischen Absaugung und CAM-Maschine durch SPS-Schnittstelle
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 54,3 dB(A)
- Gesicherter Produktionsablauf durch wartungsarme EC-Motortechnologie (> 5 000 Betriebsstunden)



Silent powerCAM EC

Lieferumfang:

- Silent powerCAM EC
- Quick Start Guide
- Quick Reference Card
- 3 Entsorgungssäcke
- Saugschlauch 2M inkl. 2 Endmuffen

257534 2.310,50

Abmessungen H x B x T:

535 x 270 x 540 mm

Gewicht:

ca. 18 kg

Leistungsaufnahme:

1.610 W

Spannung:

230 V

Silent TS Absaugung, Renfert

Leistungsstarke Absaugung mit langlebigem Kollektormotor und Doppel-Filterssystem.

- Geringes Betriebsgeräusch von max. 56,3 dB/A
- 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden)
- Hoher Gesundheitsschutz durch zweistufiges Filtersystem, optional H/Hepa-Filter erhältlich



Silent TS

Lieferumfang:

- Absaugung, 3 m Saugschlauch, Spezial-Staubbeutel, Feinfilter, Universalschlauchstutzen, Y-Adapter

33785 1.615,50

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Silent TS2 Absaugung, Renfert

Leistungsstarke Absaugung mit zwei getrennt gesteuerten Saugstellen, langlebigem Kollektormotor und Doppel-Filterssystem.

- Gleichbleibende Saugleistung durch automatische Nachreglung
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 56,9 dB(A)
- 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden)



Silent TS2

Lieferumfang:
Absaugung, 4 m Saugschlauch (Ø 38mm), 4 PVC-Endmuffen

Abmessungen H x B x T:

591 x 224 x 584 mm

Gewicht:

27,0 kg

Saugstutzen Ø:

45 mm innen / 50 mm außen

Leistung:

1.400 W

Spannung:

220 - 240 V

232234 2.111,50

Silent TC, Renfert

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und langlebigem Kollektormotor.

- Keine Folgekosten durchbeutellose Stauberfassung
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 54,1 dB (A)
- 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden)



Silent TC

Lieferumfang:

- Silent TC Einzelplatzabsaugung
- Quick Start Guide
- Saugschlauch 3 Meter inkl. 2 Endmuffen

271521 1.708,50

Silent TC2, Renfert Zweiplatzabsaugung

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit zwei getrennt gesteuerten Saugstellen, automatischer Filterabreinigung und langlebigem Kollektormotor.

- Gleichbleibende Saugleistung durch automatische Nachreglung
- 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden)
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 55 dB (A)



Silent TC2

Lieferumfang:

- Silent TC2 Zweiplatzabsaugung
- Quick Start Guide
- Druckluftschlauch (fest angeschlossen)
- Anschlusset
- 2 vormontierte Quetschventile mit Saugstutzen
- Saugschlauch 4 Meter
- 4 Endmuffen

271522 2.162,00



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Silent EC2 Zweiplatzabsaugung, Renfert

Zweiplatzabsaugung

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit zwei getrennt gesteuerten Saugstellen, automatischer Filterabreinigung und EC-Motortechnologie.

- Gesicherter Produktionsablauf durch wartungsarme EC-Motortechnologie (> 5 000 Betriebsstunden)
- Gleichbleibende Saugleistung durch automatische Nachreglung
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 55 dB (A)



Silent EC2

Lieferumfang:

- Silent EC2
- 1 Druckluftschlauch
- 1 Anschlussset
- 2 Quetschventile mit Saugstutzen
- 1 Saugschlauch 4 Meter
- 4 Endmuffen

Netzspannung /-frequenz:

- 220-240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme der Saugturbine:

- 1400 W (120V)

Volumenstrom (max.):

- 3984 l/min (2,34 ft³/s)

Filterqualität:

- Klasse M gemäß EN 60335-2-69

Max. Anschlusswert Gerätesteckdose:

- 1840 W (230 V)

Gesamtanschlussleistung:

- 3450 W (230 V)

Min./ max. Anschlussdruck:

- 4,5 - 8 bar (65 - 116 psi)

Anzahl Saugkanäle:

- 2

LpA* (bei max. Volumenstrom):

- 55 dB(A)

Gewicht (leer):

- ca. 18,5 kg

Abmessungen B x H x T:

- 285 x 535 x 540 mm

Ø Saugstutzen innen:

- 45 mm (1.77')

Ø Saugstutzen außen:

- 50 mm (1.97')

257533 2.650,50

Silent V4 Absaugung, Renfert

Leistungsstarke, staubbeutellose Vierplatzabsaugung mit vier getrennt gesteuerten Saugstellen, pneumatischer Feinfilterabreinigung und EC-Motortechnologie.

- Gesicherter Produktionsablauf durch wartungsarme EC-Motortechnologie (> 5000 Betriebsstunden)
- Nahezu permanent gleichbleibende Saugleistung durch innovative, pneumatische Filterabreinigung
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 62,5 dB(A)



Silent V4

Lieferumfang:

- 1 Silent V4
- 1 Netzkabel
- 1 Quattro Control-Box (QCB)
- 1 Netzkabel QCB
- 1 QCB Schnittstellenkabel
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Quick Reference Karte
- 1 Druckluftschlauch (fest angeschlossen)

Abmessungen H x B x T:

750 x 350 x 590 mm

Gewicht:

45 kg

Saugstutzen Ø:

38 mm innen / 45 mm außen

Leistung:

1.400 W

Spannung:

220 - 240 V

Volumen Staubbehälter:

ca. 12 Liter

minimaler Anschlussdruck:

4,5 bar

240359 5.585,50

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Dampfabzugsgebläse DG2, Mihm-Vogt

Entfernt Wachsdämpfe aus dem Ofeninnenraum. Mit handelsüblichen Ofenrohren verlängerbar. Kann auch nachträglich an jeden MV-Laborofen angeschlossen werden.



Dampfabzugsgebläse DG2

32446 336,00

Technische Daten:

- Abmessungen: H 480 x T 160 mm
- Leistung: 30 W
- Spannung: 200 - 240 V
- Ansaugrohr: Ø 34 mm
- Abluftrohr: Ø 80 mm
- Gewicht: 2,9 kg

Katalysator KN2, Mihm-Vogt

Ein Katalysator trägt zur Verringerung der Umweltbelastung bei und macht das Arbeiten für die Labormitarbeiter angenehmer, denn Wachsdämpfe werden nachverbrannt, Schadstoffe aufgespalten, deutlich reduziert und Geruchsbelästigungen nehmen so spürbar ab.

- Katalytisches Verbrennen sämtlicher organischer Abgase
- Starke Verminderung der Geruchsbelästigung beim Vorwärmen
- Kann auch nachträglich an jeden MV-Laborofen angeschlossen werden



Katalysator KN2

27648 896,00

Technische Daten:

- Abmessungen: H 390 x T 170 mm
- Leistung: 600 W
- Spannung: 200 - 240 V
- Ansaugrohr: Ø 34 mm
- Abluftrohr: Ø 150 mm
- Luftmenge: 300 cbm/h
- Gewicht: 4,4 kg

Vorwärmöfen, Mihm-Vogt

Für konventionelle und SPEED-Einbettmassen.

- Elektronischer Regler P7 auf Mikroprozessor Basis
- Präzise digitale Temperaturregelung mit bis zu 4 Stufen (jeweils 4 Haltezeiten und Rampen)
- Speichermöglichkeit für 30 individuelle Programme und Kurztexte
- Lineare Aufheizraten von 1°- 30°C/min, wählbar in jeder Stufe
- Gießzeitfunktion
- Anwenderfreundliches 4-zeiliges LCD-Display
- Programmierbare Abschalttemperatur für Dampfabzugsgebläse, Katalysator oder Abzugshaube



KMP7 Ofen für 4 x 6er Muffeln

233041 2.977,00

GLP7 Ofen für 6 x 9er Muffeln

234912 4.135,00



Zur ausschließlichen Verwendung für Schnelleinbettmassen, sind die preisgünstigen Ofenmodelle KM1/GLM1 lieferbar (Eingabe einer Endtemperatur mit Haltezeit, keine Stufen, mit Gießzeitfunktion).

Ofentyp	KMP 7	GLP 7
Technische Daten		
Max. Temperatur:	1150°C	1150°C
Anschlußwert:	1,6 kW	2,6 kW
Abmessungen B x H x T:	400 X 480 X 400 mm	480 X 580 X 520 mm
Muffelraum B x H x T:	150 x 100 x 170 mm	200 x 110 x 250 mm
Platz für Gussmuffeln:	4 x je 6 cm Ø	6 x je 8 cm Ø
Spannung :	230 V	230 V
Anheizzeit:	60 Min. 900°C	60 Min. 800°C
	90 Min. 1050°C	120 Min. 1100°C
Gewicht:	31 kg	70 kg

Vorwärmöfen

Magma Vorwärmöfen, Renfert

Magma Vorwärmöfen. Der vielseitige Ofen für sichere Ergebnisse

- Gleichmäßige Hitze in der kompletten Ofenmuffel durch Vier-Seiten-Heizung
- Schnelle Aufheizgeschwindigkeit: In nur 60 min auf 900°C (1652°F)
- 99 Programmspeicherplätze + 1 Programm für Speed-Einbettmassen



Magma Vorwärmöfen

- mit Abzugkamin

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

189751 2.599,00

Magma Vorwärmöfen

- ohne Kamin für den Betrieb mit Katalysator

191965 2.515,00

Abmessungen H x B x T:

- 500 x 430 x 440 mm

Abmessungen H x B x T (mit Katalysator):

- 610 x 430 x 550 mm

Brennkammer H x T x B:

- 120 x 180 x 160 mm

Gewicht:

- 30 kg

Aufnahmeleistung:

- 1600 W

Netzanschluss:

- 230 V / 50 Hz.

Magma Katalysator, Renfert

Katalysator für Magma.

- Intelligente Steuerung über den Magma
- Optimierte Entlüftung des Ofenraums
- Katalytische Nachverbrennung der Ofengase
- Chemische Umwandlung organischer Bestandteile in Kohlendioxyd und Wasserdampf
- Starke Verminderung der Geruchsbelästigung



Magma Katalysator

189753 871,50

Lieferumfang:

- Magma Katalysator
- Steuerkabel
- 1 Torx-Schlüssel
- Betriebsanleitung

Abmessungen H x B x T:

- 370 x 190 x 170 mm

Gewicht:

- 4,8 kg

Aufnahmeleistung:

- 580 W

Retomat Vorwärmöfen, Reitel

Die Laboröfen der RETOMAT Serie sind speziell für die Edelmetall- und Modellgusstechnik konzipiert. Mit der preisgünstigen EASY Steuerung halten Sie den gewünschten Temperaturwert konstant bis zum Geräteabschalten. Die Ofentür ist nach oben wegschwenkbar, für die Ablage des Brenngutes ist optional ein hitzebeständiger Auszug erhältlich.

- Digitale Anzeige der IST- und SOLL-Temperatur
- Aufheizen auf die eingestellte Solltemperatur
- Halten der Solltemperatur bis zur Ofenabschaltung



Retomat-Mini Easy 3,2l

206007 2.050,00

Retomat Easy 5,2l

218507 2.900,00

Retomat Easy MG 9,2L

213092 3.150,00

Netzanschluss:

- 230 V/50-60 Hz

Aufnahmeleistung:

- 2.600 W

Abmessungen Gehäuse H x B x T:

- 550+40 x 420 x 440+200 mm

Heizraum H x B x T:

- 120+10 x 205 x 210 mm

Volumen:

- 5,2 l

Gewicht:

- 43 kg

Gehäuse:

- Edelstahl

NEU

Ofentyp	Retomat Mini easy	Retomat easy	Retomat MG easy
Technische Daten			
Steuerung	Easy Steuerung	Easy Steuerung	Easy Steuerung
Spannung	230 V/50-60 Hz	231 V/50-60 Hz	232 V/50-60 Hz
Aufnahmeleistung	2500 W	2600 W	3000 W
Abmessungen H x B x T	540+40/390/440+200 mm	550+40/420/440+200 mm	570+140/450/520+200 mm
Muffelraum H x B x T	120/165/160 mm	120+10/205/210 mm	145+10/235/260 mm
Muffelraum Volumen	3,2 Liter	5,2 Liter	9,2 Liter
Maximaltemperatur	1150°C	1150°C	1150°C
Anheizzeit	max. 15 °C/min.	max. 15 °C/min.	max. 15 °C/min.
Gewicht	32 kg	43 kg	48 kg

Katalysator klein für Retomat, Reitel

Der Katalysator für die RETOMAT Ofen-Serie wandelt Ammoniak-Dämpfe von Wachsen in unschädliche Verbindungen um.

- Einfacher Anschluss über Steckverbindung
- Direktanschluss ans Gerät
- Gesundheitschonendes Arbeiten
- Hoher Wirkungsgrad

NEU



Katalysator für Retomat

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
147019	840,00

Fornax T mit Power-Kühlung, Bego

Fornax T mit Power-Kühlung

Tisch-Guss Schleuder mit leistungsstarker Induktionsheizung sichert kurze Schmelzyklen, minimiert die Oxidation und erleichtert das spätere Ausarbeiten

- Das anwenderfreundliche Bedienungspanel informiert über alle Parameter und erlaubt einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen
- Integrierte Power-Kühlung ermöglicht selbst bei hohen Umgebungstemperaturen mehr als 50 Güsse in Folge mit Muffeln aus phosphatgebundenen Einbettmassen
- Integrierter justierbarer Infrarotsensor für sicheres und schonendes Aufschmelzen aller handelsüblicher Edelmetall- und edelmetallfreien Legierungen (außer Titan) bei einer Gießtemperatur bis 1.550 °C
- Sehr schnelles Einstellen auf unterschiedliche Gussmuffelgrößen durch einfachen Mechanismus für schnelles Arbeiten auch bei unterschiedlichen Muffelgrößen



Fornax T

Lieferumfang:

- 6 Stück Keramik-Schmelztiegel
- 6 Stück Graphit- und 6 Stück Keramikeinsätze
- je 1 Stück Gussmuldenformer Gr. 3, 6 und 9

Abmessungen H x B x T:

- 420 x 600 x 670 mm

Nennspannung:

- 230 VAC / 50-60 Hz

Stromaufnahme:

- ca. 16 A

Gewicht:

- 63 kg

273024 8.425,90

Nautilus T, Bego

Nautilus T

Das kompakte Tisch-Vakuum-Druckgussgerät mit integrierter Power-Kühlung, Induktionsheizung und Kamerasystem / Nautilus® T ist für Edelmetall- und edelmetallfreie Legierungen sowie Modellguss gleichermaßen gut geeignet. Ein neu integriertes Kamerasystem unterstützt den Zahntechniker bei der visuellen Gießzeitpunkterkennung.

- Netzwerkanbindung über LAN oder WLAN ermöglicht den Zugriff auf die integrierte Gussprotokollarchivierung
- Die Anbindung über das Serviceportal* my.Bego.com ermöglicht eine direkte Ferndiagnose des Gerätes
- Großes 7" Touchdisplay mit intuitiver Menüführung für bequeme und einfache Bedienung
- Extrastarke Induktionsheizung sichert kurze Schmelzyklen, minimiert die Oxidation und erleichtert das spätere Ausarbeiten
- Integrierte Power-Kühlung ermöglicht selbst bei hohen Umgebungstemperaturen mehr als 50 Güsse in Folge mit Muffeln aus phosphatgebundenen Einbettmassen
- Integrierte Kühlung spart Wasser und schont die Umwelt
- Für alle handelsüblichen Edelmetall- und edelmetallfreien Legierungen geeignet (außer Titan)
- Durch kompakte Abmessungen und Bauform benötigt die Nautilus® T nur einen sehr geringen Platzbedarf
- Eco-Modus schaltet alle unnötigen Komponenten im Leerlauf ab und reduziert die Betriebskosten



Nautilus T

Lieferumfang:

- 4 Keramiktiege
- 2 Kunststoffgriffe für Keramiktiegel
- 2 Keramikgriffe für Keramiktiegel
- 2 Graphit-Zylinder
- 1 Glas-Kohlenstoff-Zylinder
- 1 Pinzette
- 1 Muffelaufnahmeplatte Keramik
- Muffelaufnahme (Keramik) für Größen 1 und 9
- Muffelaufnahme (Keramik) für Größen 3 und 6
- Muffelaufnahmegitter für Modellguss (15 mm hoch)
- Gussmuldenformer Größe 3,6 und 9
- Modellguss-Trichterformer

Abmessungen B x H x T:

- 600 x 520 (bei geöffnetem Deckel) x 670 mm

Nennspannung:

- 230 VAC, 50/60 Hz

Druckluftanschluss:

- mind. 5 bar (Anschlussgewinde 1/4 ")

Luftverbrauch:

- ca. 100 l/min

Gewicht:

- ca. 63 kg

269956 14.799,90

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Nautilus CC plus, Bego

Nautilus CC plus

Intelligentes Gießen mit Datenschnittstelle

- Automatischer Gießprozess für konstante und jederzeit reproduzierbare Ergebnisse bei jedem Guss
- Gießzeitpunkt-Erkennung sichert das Ausfließen der Gussobjekte mit der vom Legierungshersteller empfohlenen Temperatur
- Extrastarke Induktionsheizung sichert kurze Schmelzyklen, minimiert die Oxidation und erleichtert das spätere Ausarbeiten
- Nachweisbare Qualitätssicherung: Nautilus® CC plus speichert bis zu 1.000 Gussprotokolle
- Integrierte Power-Kühlung ermöglicht selbst bei hohen Umgebungstemperaturen mehr als 50 Güsse in Folge mit Muffeln aus phosphatgebundenen Einbettmassen
- Für alle handelsüblichen Edelmetall- und edelmetallfreien Legierungen geeignet (außer Titan)



Nautilus CC plus

Lieferumfang:

- Keramiktiegel, 4 Stück
- Kunststoffgriffe für Tiegel, 2 Stück
- Keramikgriffe für Tiegel, 2 Stück
- Graphit-Zylinder, 2 Stück
- Glas-Kohlenstoff-Zylinder, 1 Stück
- Pinzette, 1 Stück
- Muffelaufnahmeplatte Keramik, 1 Stück
- Muffelaufnahme (Keramik) für Größen 1+9
- Muffelaufnahme (Keramik) für Größen 3+6
- Muffelaufnahmegitter Modellguss (25mm hoch)
- Muffelaufnahmegitter Modellguss (15mm hoch)
- Gussmuldenformer Größe 3,6+9, je 1 Stück
- Modellguss-Trichterformer, 1 Stück

Abmessung B x H x T:

600 x 420 (650) x 670

Gewicht:

- 64 kg

Nennspannung:

- 230 VAC, 50/60 Hz

Stromaufnahme bei Nennspannung:

- 230 VAC: 16 A

Druckluftanschluss (Anschlussgewinde 1/4"):

- mind. 5 bar (0,5 (MPa))

234998 17.999,90

HeraCast IQ, Kulzer

HeraCast IQ

Kompaktes, induktiv beheiztes Vakuum-Druckgiessgerät.

- Für alle Edelmetall- und Modellgusslegierungen
- Tischgerät
- Vakuumpumpe und Kühlung integriert
- Programmierung von bis zu 100 Legierungsnamen und Giessparametern möglich
- Maximale Gießtemperatur 1650°C
- Schnelle Gießfolge (ca. 3-5 min/Guss)



HeraCast IQ

Lieferumfang:

- komplett mit Druckluftschlauch 10 m
- Anschlussstülle für Luftkupplung

Anschluss:

- 230 V / 50-60 Hz

Abmessungen B x H x T:

- 770 x 490 x 450 mm

Druckluftversorgung:

- 4 - 7 bar

Gewicht:

- 65 kg

Nennleistung:

- 2,6 kW

Kühlwasser:

- ja (integriert)

max. Gießtemp.:

- 1.750 °C

Metallmenge Grafit- / Keramiktiegel:

- 130g / 60g

29882 20.750,00



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Induret Mini, Reitel

Die INDURET MINI ist das neueste Gießgerät der Firma Reitel zum Schmelzen von Edelmetall und Nicht-Edelmetall. Das Material wird dabei besonders schonend geschmolzen durch eine individuelle Generatorleistung. Ein aufwändiger Vorschmelzprozess wird durch schnelles Aufheizen vermieden.

- Induktive Aufschmelzung unter Vakuum (EM / NEM)
- Für Modellguss geeignet
- Hohe Konturengenauigkeit und Homogenität
- Hoher Druck verdichtet Guss zu lunkerfreiem Gefüge
- Steuerung der Gusstemperatur über Leistungsregler, inkl. Temperaturanzeige
- Bedienungsablauf halbautomatisch
- Vorschmelzen kann durch schnelle Aufheizzeit vermieden werden
- Sichtglas für optische Kontrolle
- Graphit- und Keramiktiegel einsetzbar
- Argonspülung für oxidreduzierte Oberfläche
- Druckaufbau mit Druckluft oder Argonzugabe



INDURET MINI

Lieferumfang:

- INDURET MINI
- 1 Keramiktiegel (NEM)
- 1 Graphittiegel (EM)
- 1 Graphittiegelhalter
- 1 Verschlussstößel Longlife
- 1 Verschlussstößel Graphit
- 1 Schlauchpaket

Netzanschluss:

- 230 V / 50 / 60 Hz

Aufnahmeleistung:

- 3.200 W

Abmessungen H x B x T:

- 460 x 350 x 650 mm

Gewicht:

- 38 kg

Luft- / Argondruck:

- 5 / 6 bar

Wasserdruck:

- min. 3 / 4 bar (5 l / min.)

Muffelgröße:

- 1 / 9 und Modellguss

Kapazität:

- EM 110 g / NEM 55 g

Temperatur:

- max. 1.600 °C

277474 11.200,00

NEU

Retocast I Induktions-Gussschleuder, Reitel

Mit der modernen Induktions-Gussschleuder RETOCAST I vergießen Sie alle dafür vorgesehenen zahntechnischen Arbeiten aus EM, NEM und Modellguss.

- Induktive Aufschmelzung, stufenlos leistungsgeregelt
- Elektrische Deckelverriegelung und Schleuderzeiteinstellung
- Optimale Anpassung an unterschiedliche Legierungen
- Für jedes Muffelsystem geeignet
- Schnelle Gussfolge
- Einfache Handhabung durch übersichtliches Bedienfeld
- Graphit- und Keramiktiegel einsetzbar
- Absenkbare Induktionsspule
- Not-Ausschalter
- Drei Anzugsgeschwindigkeiten



Retocast I

Lieferumfang:

- 1 Keramiktiegel (NEM)
- 1 Graphittiegel (EM)
- 1 Schlauchpaket
- 1 Handöffner

Netzanschluss:

- 230 V / 50 / 60 Hz

Aufnahmeleistung:

- 3.200 W

Abmessungen H x B x T:

- 530 x (offen: 930) x 510 x 740 mm

Gewicht:

- 60 kg

Drehzahl:

- 500 U / min.

Muffelgröße:

- 1 / 9 und Modellguss

max. Gussmenge:

- EM 110 g / NEM 55 g

min. Gussmenge:

- NEM 15 g

163511 8.700,00

Retocast T, Reitel

Retocast T

Flammengussschleuder für alle Dentallegerungen (ausser Titan).

- 3 Anzugsgeschwindigkeiten
- Knickschleuderarm für verlustarmes Gießen
- Für Muffelgrößen 1 - 9 und Modellguss geeignet



Retocast T

Gehäuse aus Edelstahl, doppelwandig

Zubehör

- | | | |
|----------------------------------|-------|--------|
| 5 Stück Schmelzmulden normal | 27503 | 116,00 |
| 5 Stück Schmelzmulden extra tief | 27504 | 138,00 |

Netzanschluss:

- 230 V / 50 Hz

Abmessungen H x B x T:

- 350 (800) x 710 x 550 mm

Gewicht:

- 44 kg

34486 3.300,00

Schmelzpaket, Reitel

Komplett montierte Schmelzausstattungen für:

Propangas / Sauerstoff

- Hochleistungs-Schmelzgerät
- Universal-Einsatz
- Druckminderer Propangas / Sauerstoff
- 2 Rückschlagsicherungen
- Schutzbrille
- Zufuhrschläuche für Gas und Sauerstoff

Erdgas / Sauerstoff

Ausstattung wie oben, mit Schmelzschläuchen für Erdgas / Sauerstoff und Druckminderer für Sauerstoff



Schmelzpaket

Propangas / Sauerstoff

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

26502 **694,00**

Erdgas / Sauerstoff

27513 **643,00**

Gassparapparat

Propangas / Sauerstoff

26503 **403,00**

Erdgas / Sauerstoff

27514 **417,00**

Universal-Einsatz

Propangas / O²zum Schmelzen von EM und NEM

27515 **138,00**

Mikroflam Propan

mit 3 Feinnadeln zum Löten

27518 **138,60**

Löteinsatz

mit 3 Wechseldüsen

27519 **126,00**

Einsätze zum Löten, Stück

Düse 0,5 mm, Propan

27516 **107,00**

Düse 1,0 mm, Propan

27517 **107,00**

Schweißgerät 160 N, Aquarius

Kompaktes, robustes Löt- und Schweißgerät.

- Energiesparende Elektrolyse-Technik
- Eingebauter Booster
- Netzentstörfilter
- Ergonomisch und sicher
- Füllstandsanzeige
- Optisches und akustisches Warnsystem
- Zwei separate Gasausgänge für Gold-, bzw. Platinlötungen (optional)
- 48 Monate Herstellergarantie



Schweißgerät 160 N

Lieferumfang:

- 160 N inkl. Handstück
- 1 Satz Düsen
- 2 Füllstandsschwimmer
- 1 Füllung Elektrolyt
- 1 Liter Flussmittel
- 2 Brennerständer
- 1 Reinigungsspritze
- Schlauch
- Gummi-Schutzhandschuhe
- Schutzbrille
- Filterwatte
- Einfülltrichter und Feinsicherung

Abmessungen H x B x T:

- 210 x 440 x 210 mm

Gasleistung:

- ca. 100 l / h

Gewicht:

- 21 kg

186202 **2.578,33**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Punktstrahlgerät P-G 400, Harnisch & Rieth

Modular aufgebautes High-End-Punktstrahlgerät.

- 2 - 4 Strahlkammern lieferbar
- Strahlmittelreserve- Anzeige
- Hohe Strahlmittlersparnis durch elektrisch gesteuertes Vibrationsmischkammersystem mit exakter Dosierregelung
- Hell ausgeleuchtete Strahlkabine
- Einsetzbar für alle Feinstrahltechniken
- Strahldruck und Fördermenge individuell einstellbar
- Ein- Abschaltautomatik



- P-G 400/2**
mit 2 Mikro-Strahldüsen
- Fußschalter
 - 2 m Druckluftschlauch
 - Netzkabel mit Winkelstecker

73616 5.290,00

- P-G 400/3**
mit 3 Mikro-Strahldüsen
- Fußschalter
 - 2 m Druckluftschlauch
 - Netzkabel mit Winkelstecker

73625 6.350,00

- P-G 400/4**
mit 4 Mikro-Strahldüsen
- Fußschalter
 - 2 m Druckluftschlauch
 - Netzkabel mit Winkelstecker

73629 7.430,00

Abmessungen H x B x T:

- 680 x 490 x 400 mm

Druckluft:

- 9 bar

Gewicht:

- 39-45 kg



Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bestückung / Korngröße der Strahlkammern an!

Strahlgerät D-H 22 S, Harnisch & Rieth

Manuell zu bedienendes Modellguss-Strahlgerät.

- Hohe Strahlleistung
- Injektor mit Bohrkardüse
- Motorgebläseabsaugung
- Betrieb mit Fusstaster



- D-H 22 S**
Lieferumfang:
- inkl. Gebläse-Absaugung
 - Einweg-Papierfilterbeutel
 - Feinstfilter

32334 4.400,00

Abmessungen H x B x T:

- 590 x 420 x 460 mm

Druckluft:

- 5 - 6 bar

Gewicht:

- 35 kg

Strahlautomat D-G 16S, Harnisch & Rieth

High-End Sandstrahlautomat

- Sehr lange Lebensdauer
- Bis zu 12 Gussobjekte gleichzeitig abstrahlbar
- Leistungsstarker geräuscharmes Absauggebläse
- 10kg Staubaufnahmevermögen



Strahlautomat D-G 16S 69544 5.840,00

Strahlautomat D-G 16S2 67981 6.690,00

Strahlautomat D-G 16SO 161384 5.390,00

S2-Version mit zweiter Strahldüse ausgestattet

SO-Version zum Anschluss an externe Absaugung



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Sanduret Strahlgeräte, Reitel

Die Mikrofeinstrahlgeräte der SANDURET Serie bieten ein optimales Abstrahlergebnis mit allen handelsüblichen Strahlmitteln von 25 bis 250 µm.

- REITEL Schnellstopp
- Langlebige Hartmetalldüsen
- Ausblasdüse
- Beheizte Behälter für gleichmäßigen Strahlfluss sowie Behälteranwahl im Strahlraum
- Sicherheitsglasscheibe mit Schutzfolie
- Innenraumbeleuchtung
- Eingangsdruckregelung mit Wasserabscheider und Filter zur optimalen Funktionssicherung
- Handdurchführung aus Leder



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Sanduret 2	66139 1.650,00
• Zweikammer-Feinstrahlgerät	
• Strahldüsen 1,2 + 1,5 mm	
Sanduret 3	66140 1.960,00
• Dreikammer-Feinstrahlgerät	
• Strahldüsen 0,8 + 1,2 + 1,5 mm	
Sanduret 4	193351 2.270,00
• Vierkammer-Feinstrahlgerät	
• Strahldüsen 0,8 + 1,2 + 2x1,5 mm	

Basic eco, Renfert

Das Basic eco ist ein kompaktes Feinstrahlgerät mit 1 oder 2 Strahl tanks.

- Wirtschaftliches Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-Prinzip)
- Präzises Abstrahlen durch optimale Ausleuchtung der Strahlkammer mittels LED-Technik
- Ausreichend großer Bewegungsspielraum in der Strahlkammer (10 l)
- Werkzeuglos auf 2 Tanks erweiterbar



Basic eco	244401 754,00
1 Tank 25 - 70 µm	
Basic eco	244402 754,00
1 Tank 70 - 250 µm	
Basic eco	244403 967,00
2 Tanks 25 - 70 µm / 70 - 250 µm	
Abmessungen B x H x T:	
• 350 x 275 x 400 mm	
Gewicht:	
• 4,4 kg (1-Tank-Version)	
• 5,5 kg (2-Tank-Version)	
maximaler Anschlussdruck:	
• 6 bar	

Basic classic, Renfert

Das Basic classic ist ein platzsparendes Feinstrahlgerät mit 1/2 Strahl tanks.

- Wirtschaftliches Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-Prinzip)
- Präzises Abstrahlen durch optimale Ausleuchtung der Strahlkammer mittels LED-Technik
- Gute Bewegungsfreiheit in der geräumigen Strahlkammer (14 l)
- Werkzeuglos auf 2 Tanks erweiterbar



Basic classic	217366 1.060,50
• 2 Tanks 25 - 70 µm / 70 - 250 µm	
Basic classic	217365 1.060,50
• 2 Tanks 25 - 70 µm / 25 - 70 µm	
Abmessungen B x H x T:	
• 355 x 270 x 415 mm	
Gewicht:	
• 6,5 kg	

Basic master, Renfert

Das Basic master ist ein Feinstrahlgerät mit 2 Strahl tanks und großer Strahlkammer.

- Wirtschaftliches Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-Prinzip)
- Präzises Abstrahlen durch optimale Ausleuchtung der Strahlkammer mittels LED-Technik
- Hohe Bewegungsfreiheit in der großvolumigen Strahlkammer (20 l)
- Lang anhaltend gute Sicht auf die Objekte durch silikonisierte Glasscheibe



Basic master	217373 1.274,50
• 2 Tanks 25 - 70 µm	
Basic master	217374 1.274,50
• 2 Tanks 25 - 70 µm / 70 - 250 µm	
Abmessungen B x H x T:	
• 395 x 285 x 460 mm	
Gewicht:	
• 8,1 kg	

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Basic Quattro, Renfert

Das Basic quattro ist ein Feinstrahlgerät mit 2/4 Strahl tanks

- Wirtschaftliches Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-Prinzip)
- Einfache Hand- und Objektreinigung durch integrierte Ausblasdüse
- Hohe Bewegungsfreiheit in der großvolumigen Strahlkammer (20 l)



Basic quattro

- Lieferumfang:
- 1 Tank 25 - 70 µm
 - 1 Tank 70 - 250 µm

Zusatztanks

- 25 - 70 µm
- 70 - 250 µm

Abmessungen B x H x T (1-2 Tanks):

- 395 x 285 x 460 mm

Abmessungen B x H x T (3-4 Tanks):

- 395 x 285 x 560 mm

Gewicht:

- 8,9 kg

217379 1.543,50

217380 200,00

217381 200,00

Basic Quattro IS, Renfert

Basic quattro IS

Feinstrahlgerät mit 2/4 Strahl tanks und der „IS“-Schnellstopptechnik für kontrolliertes Abstrahlen ohne Nachfließen von Strahlmittel.

- Strahlmittlersparnis von bis zu 80%
- Schnelles und sicheres Arbeiten mit Hilfe einer individuellen Druckeinstellung und /anzeige für jeden Tank
- Hohe Bewegungsfreiheit in der großvolumigen Strahlkammer (20 l)
- Modularer Aufbau wie Basic quattro



Basic quattro IS

- Lieferumfang:
- 1 Tank 25 - 70 µm
 - 1 Tank 70 - 250 µm

Zusatztanks

- 25 - 70 µm
- 70 - 250 µm

Abmessungen B x H x T (1-2 Tanks):

- 395 x 320 x 510 mm

Abmessungen B x H x T (3-4 Tanks):

- 395 x 320 x 610 mm

Gewicht:

- 11,5 kg

217383 2.038,00

217384 402,50

217385 402,50

Vario basic, Renfert

Vario basic Umlauf- und Feinstrahlgerät. Die kompakte Kombination aus Umlauf- und Feinstrahlgerät. Eine kostengünstige und multifunktionale Lösung für alle in der Zahntechnik relevanten Strahlarbeiten.

- Umlaufstrahlgerät für Modellgussarbeiten
- Feinstrahler für Edelmetall
- Umlaufdüse individuell einstellbar
- Einfache Entleerung des verbrauchten Strahlgutes
- Feinstrahl tanks als Zubehör erhältlich
- PerfectView: Innovative LED-Technologie für beste Konturen- und Detailerkennung



Vario basic

- Lieferumfang:
- Umlaufstrahler ohne Strahl tanks

Strahl tanks

- | | | |
|--------------------|-------|--------|
| 25 - 70 µm rechts | 20730 | 200,00 |
| 70 - 250 µm rechts | 20732 | 200,00 |
| 25 - 70 µm links | 20731 | 200,00 |
| 70 - 250 µm links | 20733 | 200,00 |

Abmessungen B x H x T:

- 380 x 540 x 450 mm

Gewicht:

- 14 kg

28684 1.699,00

Puna II Feinstrahlgerät, Wassermann

Puna II ist ein kompaktes Feinstrahlgerät mit zwei Kammern für den täglichen Laboreinsatz auch im kleinen Labor

- Leichte Bedienung per Fußschalter
- Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformte Griffel
- Spürbar geringer Strahlmittelverbrauch durch das von Wassermann entwickelte Luftmischsystem
- Hoher Hygienestandard durch austauschbare Durchgreifstulpen
- Spezielle, besonders langlebige Strahl schläuche
- Praktisches Farbleitsystem
- Spezialbeschichtete Schutzscheibe für optimale Sicht
- Konstruiert für lange Lebensdauer



Puna II

- Lieferumfang:
- inkl. 2 Feinstrahldüsen 0,8 (blau) und 1,2 (rot)
 - Druckluftschlauch, 2 m
 - Zuleitung

Spannung

- 100/240 V / 50/60 Hz

Maße B x H x T

- 384 x 350 x 472 mm

Gewicht

- 11 kg

Druckluftanschluss

- 3/6 bar

Arbeitsdruck

- 0,8/6 bar

Absaugstutzen

- Ø 75 mm außen

265301 1.375,00

Gobi Classic Feinstrahlgerät, Wassermann

Das Gobi Classic ist ein Präzisions-Feinstrahlgerät mit zwei Kammern.

- Ultraschnelle und einzigartig präzise Start/ Stopp-Technik per Fußschalter
- Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformte Griffel
- Hoher Hygienestandard durch austauschbare Durchgreifstulpen
- Spezielle, besonders langlebige Strahlschläuche
- Praktisches Farbleitsystem
- Spezialbeschichtete Schutzscheibe für optimale Sicht



Gobi Classic

Lieferumfang:

- inkl. 2 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot)
- Druckluftschlauch, 2 m
- Zuleitung

Spannung:

100/240 V / 50/60 Hz

Maße B x H x T:

• 444 x 372 x 520 mm

Gewicht:

• 14 kg

Druckluftanschluss:

• 3/6 bar

Arbeitsdruck:

• 0,8/6 bar

Absaugstutzen:

• Ø 75 mm außen

265300 2.010,00

Gobi Comfort Feinstrahlgeräte, Wassermann

Ob Abstrahlen, Aufrauen oder Glanzstrahlen: Mit den präzisen Feinstrahlgeräten der Gobi Comfort-Serie sind erstklassige Arbeitsergebnisse garantiert.

- Vielseitige Feinstrahlgeräte mit 2 bis 4 Vollmetallkammern
- Mit handlicher Luftausblasdüse für einfache Reinigung
- Ultraschnelle und einzigartig präzise Start/ Stopp-Technik per Fußschalter
- Durchflussmengenregelung: Justierbarer Strahlmittelverbrauch
- Filterentlastende Sandschublade zum Auffangen grober Materialien
- Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformte Griffel
- Spart Kosten durch spürbar minimalen Strahlmittelverbrauch
- Hoher Hygienestandard durch austauschbare Durchgreifstulpen
- Spezielle, besonders langlebige Strahlschläuche
- Praktisches Farbleitsystem
- Spezialbeschichtete Schutzscheibe für optimale Sicht



Gobi Comfort-2

Lieferumfang:

- inkl. 2 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot)

Gobi Comfort-3

Lieferumfang:

- inkl. 3 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot), 0,8 (grün)

Gobi Comfort-4

Lieferumfang:

- inkl. 4 Feinstrahldüsen: 0,6 (gelb), 0,8 (blau), 1,2 (rot), 0,8 (grün)

Spannung

• 100/240 V / 50/60 Hz

Maße B x H x T

• 445 x 413 x 520 mm

Gewicht

• Gobi Comfort-4, 21 kg

• Gobi Comfort-3, 18,5 kg

• Gobi Comfort-2, 16,5 kg

Druckluftanschluss

• 3/6 bar

Arbeitsdruck

• 0,8/6 bar

Absaugstutzen

• Ø 75 mm außen

265299 2.910,00

264831 3.440,00

265298 3.960,00



Alle Materialien zu CAD/CAM Systemen finden Sie in unserem Labor-Katalog im Kapitel 7

Cemat II Feinstrahlgeräte, Wassermann

Mit den besonders effizienten Feinstrahlgeräten der Cemat-Serie sind erstklassige Arbeitsergebnisse garantiert. Die mit 2 bis 4 Vollmetall-Strahlmittelbehältern ausgestatteten Feinstrahlspezialisten vereinigen alles, was man von einem Gerät dieser Klasse erwarten darf - hoher Komfort inklusive! Ob Abstrahlen, Aufräumen oder Glanzstrahlen: Details wie das Farbleitsystem oder die gute Ausleuchtung des Arbeitsbereiches mittels geschützter LED-Leuchte erleichtern die Arbeit. Das ganze System steht fortwährend unter Druck und ist dadurch sofort betriebsbereit. Das Gerät arbeitet präzise und ist mit separater Druckeinstellung je Strahlkammer besonders effizient.



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
-------------	-------------------

Cemat-2 II

Lieferumfang:

- inkl. 2 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot)

265283	4.215,00
--------	----------

Cemat-3 II

Lieferumfang:

- inkl. 3 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot), 0,8 (grün)

265279	4.745,00
--------	----------

Cemat-4 II

Lieferumfang:

- inkl. 4 Feinstrahldüsen: 0,6 (gelb), 0,8 (blau), 1,2 (rot), 0,8 (grün)

265205	5.270,00
--------	----------

Spannung:

- 100/240 V / 50/60 Hz

Stromaufnahme:

- 0,2 A

Gerätesteckdose Stromaufnahme:

- max. 8 A

Leistung:

- 50 W

Maße B x H x T:

- 445 x 460 x 620 mm

Gewicht:

- Cemat-4 II, Cemat-3 II, Cemat-2 II 28 kg, 26 kg, 24 kg

Schallpegel:

- ≤ 70 dB (A)

Druckluftanschluss:

- 3/6 bar

Arbeitsdruck:

- 0,8/6 bar

Absaugstutzen:

- Ø 75 mm außen



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

K-Powergrip / K-Control TLC Anlagen, KaVo

K-POWERgrip / K-Control TLC

- Minimalstes Laufgeräusch
- Einfacher Kugellagerwechsel
- Multi-Funktions-Steuergerät TLC
- Werkzeug-Schnellspannung
- Sicherheits-Drehrichtungsumkehrung
- Linkslauf bis 5000 U / min
- Digitalanzeige mit Funktionsanalyse
- Drehmoment von 7,0 Ncm
- Reduzierte Oberflächentemperatur
- Mehr Grip durch Soft-Einlagen
- Vibrationsfreier Antrieb
- Drehzahl 1000 - 50000 U/min
- Gewicht des Handstücks 240 g



Knie-Anlage TLC 4955/4941

- Lieferumfang:
- Steuergerät 4955
 - Handstück 4941
 - Handstückablage

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

225822 2.296,00

Fuß-Anlage TLC 4956/4941

- Lieferumfang:
- Steuergerät 4956
 - Handstück 4941
 - Handstückablage

225823 2.296,00

Auftisch-Anlage TLC 4957/4941

- Lieferumfang:
- Steuergerät 4957
 - Fuß-Schalter 4920
 - Handstück 4941
 - Handstückablage

225824 2.296,00

Handstück 4941

- Lieferumfang:
- Verbindungskabel 2 m
 - Spannzange Ø 2,35 mm

18208 1.406,00

Abmessungen H x B x T:

- 280 x 95 x 235 mm Kniegerät
- 275 x 245 x 125 mm Fussgerät
- 100 x 225 x 225 mm Auftischgerät

K5 plus / K-Control TLC Anlage, KaVo

K5 plus / K-Contro TLC

- Linkslaufumschaltung mit max. 5.000 min⁻¹
- Einwellensystem mit zwei Kugellagern
- Leichtes Handstück mit 220 g
- Drehzahlen von 1.000 bis 35.000 min⁻¹
- Minimalstes Laufgeräusch
- Besonders servicereundlich (einfacher Lagerwechsel)
- Werkzeug-Schnellspannung
- 4-Farben Digitalanzeige mit Funktionsanalyse
- Max. 4,5 N/cm Drehmoment



Knie-Anlage 4955/4911

- Lieferumfang:
- Steuergerät 4955
 - Handstück 4911
 - Handstückablage

225819 1.741,00

Fuß-Anlage 4956/4911

- Lieferumfang:
- Steuergerät 4956
 - Handstück 4911
 - Handstückablage

225820 1.741,00

Auft.-Anlage 4957/4911

- Lieferumfang:
- Steuergerät 4957
 - Fuß-Schalter 4620
 - Handstück 4911
 - Handstückablage

225821 1.741,00

Handstück 4911

- Lieferumfang:
- mit Verbindungskabel (2 m)
 - Spannzange Ø 2,35 mm

18506 1.115,00

Abmessungen H x B x T:

- 280 x 95 x 235 mm Kniegerät
- 275 x 245 x 125 mm Fussgerät
- 100 x 225 x 225 mm Auftischgerät

K9-Handstück, KaVo

- Ideale EWL Handform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Bewährte Werkzeug-Schnellspannung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit



Handstück 4930

- Lieferumfang:
- mit Verbindungskabel (2 m)
 - Spannzange Ø 2,35 mm.

26012 1.115,00

Länge:

- 178 mm

Drehzahl:

- 1000 - 25.000 U / min

Gewicht:

- 227 g

K-ERGOgrip, KaVo

K-ERGOgrip

- Konditionsstarke und belastbare Mechanik der K-ERGOgrip Antriebseinheit
- Max. Arbeitsdrehzahl sowohl im Rechts- und Linkslauf abrufbar
- Drehmoment- und Drehzahlwerte in vier Steuerungsprogrammen
- Werkzeugfreies Wechseln der Spann- zange
- Drehzahlbereich 1.000 / 50.000 U/min-1
- Max. Drehmoment 7 Ncm
- Abgabeleistung 160 W
- Kollektorloser DC-Motor mit einer An- triebswelle
- Handstücklänge 140 mm



K-ERGOgrip TLC Knie-Anlage

Lieferumfang:

- K-Control TLC Kniestuerung
- K-ERGOgrip Handstück
- 2 Griffhülsen
- Handstückablage

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

191913 2.418,00

K-ERGOgrip TLC Fuß-Anlage

Lieferumfang:

- wie oben, jedoch mit Fußsteuerung

193160 2.418,00

K-ERGOgrip TLC Auf Tisch-Anlage

Lieferumfang:

- wie oben, jedoch mit Auf Tischsteuerung

196046 2.418,00

K-ERGOgrip Handstück

Lieferumfang:

- Verbindungskabel 2 m
- Spannweite Ø 2,35 mm

195245 1.631,00

Volvere i7 RM Standard komplett, NSK

VOLVERE i7 bietet starke Leistung, hohen Bedienkomfort und lange Lebensdauer.

- Kompaktes Design
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb
- Automatische Geschwindigkeits- über- wachung
- Hocheffizienter Mikromotor mit kraftvol- lem Drehmoment



Volvere i7 RM

Lieferumfang:

- VOLVERE i7 Control Unit
- Motor Handstück
- Fußschalter
- Handstückablage

252737 1.029,00

Abmessungen Steuergerät B x T x H:

- 69 x 185 x 167 mm

Gewicht:

- 900 g

Drehzahlbereich:

- 1.000 - 35.000 / min

Maximales Drehmoment:

- 4,1 Ncm

Abmessungen Handstück:

- L130 x Ø24,5 mm

Gewicht Handstück:

- 192 g (ohne Kabel)

NEU



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Ultimate XL Torque Technikmaschinen, NSK

Die Ultimate-Serie bietet die Auswahl zwischen vier verschiedenen Steuergeräten.

- Sanftes Anlaufen mit dem 180°-Vektor-Kontrollsystem
- Starkes und stabiles Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich
- Neue ergonomische Formgebung
- Der leichte und kompakte Körper verringert die Ermüdung der Hand und verbessert das Gleichgewicht
- Einzigartiger Staubschutzmechanismus
- Vibrations- und geräuscharm



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Ultimate XL-GT Tischmodell	213056 1.581,00
Lieferumfang:	
• Steuergerät	
• Mikromotorhandstück	
• Fußschalter	
• Handstückablage	
Ultimate XL-DT Tower	37145 1.581,00
Lieferumfang:	
• Steuergerät	
• Mikromotorhandstück	
• Fußschalter	
• Handstückablage	
Ultimate XL-KT Knieststeuerung	205711 1.581,00
Lieferumfang:	
• Steuergerät	
• Mikromotorhandstück	
• Fußschalter	
• Handstückablage	
Ultimate XL-FT Fußsteuerung	205686 1.581,00
Lieferumfang:	
• Steuergerät	
• Mikromotorhandstück	
• Handstückablage	
Abmessungen B x H x T (UMXL-KT):	
• 90 x 270 x 230 mm	
Gewicht:	
• 3,2 kg	
Abmessungen B x H x T (UMXL-DT):	
• 81 x 270 x 230 mm	
Gewicht:	
• 3,3 kg	
Abmessungen B x H x T (UMXL-FT):	
• 230 x 292 x 113 mm	
Gewicht:	
• 3,8 kg	
Abmessungen B x H x T (UMXL-GT):	
• 167 x 247 x 77 mm	
Gewicht:	
• 2,8 kg	



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Ultimate XL Compact Technikmaschinen, NSK

Die Ultimate-Serie bietet die Auswahl zwischen vier verschiedenen Steuergeräten.

- Sanftes Anlaufen mit dem 180°-Vektor-Kontrollsystem
- Starkes und stabiles Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich
- Neue ergonomische Formgebung
- Der leichte und kompakte Körper verringert die Ermüdung der Hand und verbessert das Gleichgewicht
- Einzigartiger Staubschutzmechanismus
- Vibrations- und geräuscharm



Ultimate XL-GC Tischmodell

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Mikromotorhandstück
- Fußschalter
- Handstückablage

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

228960 1.324,00

Ultimate XL-DC Tower

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Mikromotorhandstück
- Fußschalter
- Handstückablage

229786 1.324,00

Ultimate XL-KC Kniestuerung

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Mikromotorhandstück
- Fußschalter
- Handstückablage

211363 1.324,00

Ultimate XL-FC Fußsteuerung

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Mikromotorhandstück
- Handstückablage

225724 1.324,00

Abmessungen B x H x T (UMXL-K):

- 90 x 270 x 230 mm

Gewicht:

- 3,2 kg

Abmessungen B x H x T (UMXL-D):

- 81 x 270 x 230 mm

Gewicht:

- 3,3 kg

Abmessungen B x H x T (UMXL-F):

- 230 x 292 x 113 mm

Gewicht:

- 3,8 kg

Abmessungen B x H x T (UMXL-G):

- 167 x 247 x 77 mm

Gewicht:

- 2,8 kg

Q Mobile, Schick

Das neu entwickelte Q Mobile von Schick vereint erstmalig zwei Welten:

Uneingeschränkte Mobilität durch Steckdosenunabhängigkeit und die Präzision eines Hochleistungsmotors.

Mit einem Drehzahlbereich von 3.000 / 30.000 U/min und 5,5 Ncm Leistung meistert Q Mobile spielend und zuverlässig alle Arbeiten für den Einsatz abseits des zahntechnischen Arbeitsplatzes.



Q Mobile

Lieferumfang:

- Q Mobile ohne Kabel
- Akku-MH Q Mobile
- Steuereinheit
- Ladestation
- Transportkoffer

271291 1.116,00

Zubehör

Verbindungskabel für Akku-MH

272792 99,50

Verbindungskabel (Q Basic / Q Profi / Qube LV)

272793 99,50

Gürteltasche

272794 122,00

Akku-Ladestation Q Mobile

272795 120,25

Steuereinheit Q Mobile mit integriertem Akku

272796 538,96

Q Basic Technikmaschinen, Schick
Effizient und zuverlässig. Der Mikromotor Q Basic ist ein Spitzenprodukt der Kompaktklasse. Mit einem Drehzahlbereich von 1.000 / 40.000 U/min und 6,7 Ncm Leistung ist Q Basic für den universellen Einsatz im Laboralltag perfekt gerüstet. Eine einfache, zuverlässige und robuste Technik, die selbst den anspruchsvollsten Bedingungen standhält.



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
245477	1.381,00
245476	1.381,00
245478	1.381,00

- Drehzahlbereich:**
• 1.000 - 40.000 U/min
Drehmoment:
• 6,7 Ncm
Nennspannung:
• 100 - 240 Volt / 50/60 Hz
Handstück:
• Länge 158 mm
Gewicht mit Kabel:
• 370 g
Motor:
• Kollektorloser DC-Motor
Spannzange:
• 2,35 mm (3,00 mm optional)

Q Profi Technikmaschine, Schick
Mit einem Drehzahlbereich von 1.000 / 50.000 U/min (Knie- / Tischversion) und 8,0 Ncm Leistung meistert Q Profi spielend und zuverlässig alle Arbeiten im Dentallabor. Highlight des Q Profi Mikromotors ist das Motorhandstück mit einer griffigen Soft-Grip Oberfläche. Die Formgebung des Motorhandstückes sowie das integrierte Dichtsystem bieten hervorragenden Schutz vor Verschmutzung und frühzeitigem Verschleiß.



Q Profi Knieststeuerung	266257	1.636,00
--------------------------------	--------	----------

Lieferumfang:
• Motorhandstück mit Kabel
• Steuergerät
• Netzleitung
• Handstückablage

Q Profi Fußsteuerung	266258	1.636,00
-----------------------------	--------	----------

Lieferumfang:
• Motorhandstück mit Kabel
• Steuergerät
• Netzleitung
• Handstückablage

Q Profi Tischsteuerung	268324	1.686,00
-------------------------------	--------	----------

Lieferumfang:
• Motorhandstück mit Kabel
• Steuergerät
• Netzleitung
• Handstückablage

- Drehzahlbereich:**
• 1.000 - 50.000 U/min Knie- / Tischversion
• 1.000 - 40.000 U/min Fußversion
Drehmoment:
• 8 Ncm
Nennspannung:
• 100 - 240 Volt / 50/60 Hz
Leistung:
• 160 Watt

- Handstück**
Durchmesser:
• max. 28 mm
Länge:
• 158 mm
Gewicht:
• 240 g (ohne Kabel)
• 370 g (mit Kabel)
Kühlung:
• Geschlossenes System ohne Kühlung
Antriebssystem:
• Kollektorloser DC-Motor
Spannzangen:
• Ø 2,35 mm (Standard)
• Ø 3,00 mm (Optional)
Werkzeugwechsel:
• Schnellspannung

Qube II Technikmaschinen, Schick

Höchste Leistungsparameter, ultraleichtes Handstück und ein intelligenter Bediensatellit - das sind die Besonderheiten des neuen QUBE II Mikromotors. Mit seinen weltweit höchsten Leistungsparametern von bis zu 60.000 U/min und 9 Ncm Leistung ist die Qube II absolute Spitzentechnologie. Das ultraleichte und ergonomisch perfekt ausbalancierte Handstück beugt Ermüdungserscheinungen des Handgelenkes vor und unterstützt den Anwender bei der täglichen Arbeit im Labor.

Funktionen Bediensatellit:

- Drehzahlanzeige und -begrenzung
- Tempomat-Funktion
- Rechts-/Linkslauf
- Bedienung elektrisches Wachsmesser von Schick



Kniegerät 9505

Fußgerät 9508

Tischgerät 9513

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

260551 **2.029,00**

260552 **2.029,00**

260553 **2.029,00**

Drehzahlbereich:

- 200 - 60.000 U/min

Drehmoment:

- 9 Ncm

Abmessungen B x H x T:

- Kniegerät 95 x 203 x 210 mm
- Fußgerät 155 x 75 x 220 mm
- Tischgerät 155 x 55 x 155 mm
- Satellit 84 x 60 x 115 mm

Gewicht:

- Kniegerät 902 g
- Fußgerät 1.820 g
- Tischgerät 555 g
- Satellit 280 g

Spannzange:

- Ø 2,35 mm (Standard)
- Ø 3,00 mm (Optional)

Wachsmesser elektrisch für Schick Qube, Schick

Das elektrische Wachsmesser wird an die QUBE-Steuereinheiten angeschlossen und präsentiert sich in edlem und ergonomischem Design.

- Werkzeugloser Wechsel der Sonden bei laufendem Betrieb
- Schnelles Arbeiten durch kurze Aufheizzeit und hohe Leistung
- Zeit-, Kosten- und Platzersparnis durch die zentrale Bedieneinheit QUBE
- Ergonomisches, ultraleichtes Handstück
- Gleichmäßige Temperaturverteilung an der Instrumentenspitze
- 100 V / 230 V, 50/60 Hz, DC 5W, in Stufen regelbar von 50°C bis 200°C



Wachsmesser für Qube

224544 **321,75**

Lieferumfang:

- Wachsmesser
- Ablage Wachsmesser
- Modellierklinge
- 2 Modelliersonden (0,6 und 1,0 mm)

Niethammer NH, Schick

Niethammer für Mikromotoren. Zum beschädigungsfreien Lösen von Teleskop- und Konuskronen, sowie von abgebrochenen Ankerteilen. Die kompakte, abgewinkelte Bauweise ermöglicht ein einfaches Vernieten von Riegelachsen. Einspanndurchmesser: 2,35 mm. Verwendbar mit nahezu allen Motorhandstücken.



Niethammer NH

45130 **261,00**



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Perfecta 300, W&H

Zur präzisen Bearbeitung aller vom Zahn-techniker mit dem Motorhandstück verarbeiteten Materialien im Dentallabor.

- Breiter Drehzahlbereich von 1.000 / 40.000 Upm
- Drehmoment 5,5 Ncm
- Überlastschutz
- Softstart
- Schnellstopp
- Rechts-/Linkslauf mit bürstenlosem Motorhandstück
- 2 Jahre Garantie



Perfecta 300 Kniegerät

Lieferumfang:

- Kniesteuerggerät
- Handstück LA-66
- Fußpedal
- Bedienteil
- Motorkabel
- Handstückablage
- Werkzeug

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

190505 1.619,00

Perfecta 300 Fußgerät

Lieferumfang:

- wie Kniestuerung, jedoch ohne Fußpedal und Bedienteil

194257 1.383,00

Perfecta 300 Tischgerät

Lieferumfang:

- wie Kniestuerung, jedoch mit Auftisch-Steuergerät

196363 1.619,00

Perfecta 600, W&H

Das neue Konzept.

- Zur Bearbeitung aller im Dentallabor verwendeten Werkstoffe
- Breiter Drehzahlbereich von 1.000 / 50.000 Upm
- Drehmoment 7,8 Ncm
- Überlastschutz
- Softstart
- Schnellstopp
- Automatik-Modi / Bistabil und Tempomat
- Rechts-/Linkslauf
- Bürstenloses Motorhandstück
- Ausblasfunktion



Perfecta 600 Kniegerät

Lieferumfang:

- Handstück
- Steuerggerät
- Bedienteil
- Motorkabel
- Handstückablage
- Werkzeug

193670 2.090,00

Perfecta 600 Fußgerät

Lieferumfang:

- wie Kniestuerung, jedoch ohne Fußpedal und Bedienteil

189782 1.876,00

Perfecta 600 Tischgerät

Lieferumfang:

- wie Kniestuerung, jedoch mit Tischsteuergerät

196358 2.090,00

Perfecta 900, W&H

Zur effizienten und schonenden Bearbeitung von keramischen Materialien / insbesondere Zirkon / im Dentallabor.

- Drehzahlbereich von 5.000 / 100.000 Upm
- Drehmoment 0,7 Ncm
- Überlastschutz
- Automatik-Modi / Bistabil
- Tempomat
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellläuferhandstück
- Handstückablage
- Motorkabel
- Ausblasfunktion
- Aufrüstbar mit All-in-One-Motorhandstück LA-66



Perfecta 900 Kniegerät

Lieferumfang:

- Schnellaufhandstück LA-9
- Steuerggerät
- interne Wasserversorgung
- Bedienelement

190864 2.402,00

Perfecta 900 Tischgerät

Lieferumfang:

- wie Kniestuerung, jedoch mit Tischsteuergerät und Fußpedal

196352 2.402,00

Stück

Perfecta Motorhandstück LA-66

193206 1.080,00

Perfecta Motorhandstück-Kabel

193207 161,00

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Laborturbine Hydro-Air Carver, BPR Swiss GmbH

- Leistungsstarke, kompakte und zuverlässige Laborturbine mit Sprayvorrichtung
- Sehr hohes Drehmoment
 - Spray auf Handstück zu- und abschaltbar
 - Drehzahl 300.000 U/min
 - Staubschutzmechanismus
 - Ausblasfunktion (Chip)



Hydro-Air-Carver

- Lieferumfang:
- Steuergerät
 - Handstück mit Rotor
 - Fußpedal
 - Spezialöl

105290 1.539,00

Betriebsdruck:

- 2,8 - 3,2 bar

Wasserbehälter:

- 350 ml

Spannfutter:

- FG Spannfutter 1,6 mm

Laborturbine LED Carver, BPR Swiss GmbH

- Leistungsstarke, kompakte und zuverlässige Laborturbine mit Sprayvorrichtung und LED Beleuchtung
- Sehr hohes Drehmoment
 - Lichtstärke max. 45'000 Lux, stufenlos dimmbar, homogenes schattenfrei ausgeleuchtetes Arbeitsfeld (patentiert)
 - Spray auf Handstück zu- und abschaltbar
 - Drehzahl 300.000 U/min
 - Staubschutzmechanismus
 - Ausblasfunktion (Chip)



LED Carver

- Lieferumfang:
- Steuergerät
 - Handstück mit Rotor
 - Fußpedal
 - Spezialöl

213513 1.794,00

Betriebsdruck:

- 2,8 - 3,2 bar

Wasserbehälter:

- 350 ml

Spannfutter:

- FG Spannfutter 1,6 mm

Laborturbine Presto Aqua II, NSK

- Schmierungsloses Luftturbinen-Handstück mit Wasserkühlung.
- Nutzung des Wassers aus dem Tank sowie der Festwasserleitung möglich
 - Einfaches Befüllen des Wassertanks
 - 320.000 min⁻¹
 - Kühlmittelspray
 - Keine Schmierung erforderlich
 - Um 360° frei drehbares Handstück
 - Geräuscharm und vibrationsfrei
 - Einzigartiger Staubschutzmechanismus



Presto Aqua II

- Lieferumfang:
- Presto-Aqua II-Steuergerät
 - Presto-Aqua-Handstück
 - Kupplung für QD-J B3
 - Fußschalter AFC-40
 - Turbinenschlauch für Presto Aqua II / 2 m
 - Luftanschlussschlauch für Presto

199918 1.540,00

Laborturbine Presto Aqua Lux, NSK

- Schmierungsfreie Luftturbine mit Wasserkühlung und LED-Licht. Individuelle Wasserspray-Optionen
- Das Wasserspray kann von Tropfen bis zu feinem Spraynebel individuell eingestellt werden.
- 320.000 min⁻¹
 - Kühlmittelspray
 - Keine Schmierung erforderlich
 - Um 360° frei drehbares Handstück
 - Geräuscharm und vibrationsfrei
 - Einzigartiger Staubschutzmechanismus



Presto Aqua Lux

- Lieferumfang:
- Presto Aqua Lux Steuergerät
 - Presto Aqua Lux Handstück
 - PR-AQL Schlauch
 - Fußsteuerung (AFC-40)
 - 2 m Luftanschlussschlauch für PRESTO
 - Handstückablage
 - Presto Aqua Lux Kabel (230 V)
 - Wechselstromadapter

205836 2.011,00

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Eitropol 300 Glanzgerät, Bego

- Automatische Vorschlagsermittlung der Glänzdauer verhindert den unnötigen Abtrag
- Innovatives Heizkonzept ermöglicht schnelles Aufheizen auf Betriebstemperatur
- Große Zeitersparnis durch gleichzeitiges Glänzen von bis zu zwei Co-Cr-Modellgussbasen
- Anzeige für den Wechsel der Glänzbad-Lösung für konstante Qualität der Glänzergebnisse
- Vereinfachte Entleerung durch Ablassvorrichtung direkt in Kanister
- Zusatzkathode für gleichmäßige Glänzergebnisse auch bei Objekten mit tiefem Gaumen



Eitropol 300

- Lieferumfang:
- inkl. Zusatzkathode, Klemmen mit Halter, Modellhaken

189882 2.525,90

Abmessungen B x H x T:

- 400 x 452 x 275 mm

Spannung:

- 100/240 VAC, 50/60 Hz

Gewicht:

- 10 kg

Poliermotor PL 3, OMEC

Robuster Poliermotor mit zwei Geschwindigkeiten.

Polierschutzrog

- Vollgummitrog mit großer Sichtscheibe aus Sicherheitsglas
- Absaugöffnung an der Rückseite
- 190 x 190 x 244 mm
- 5,2 kg Gewicht



Poliermotor PL 3

- Lieferumfang:
- inkl. 2 Polierspindeln

32321 540,75

Polierschutzrog

148188 205,00

Poliermotor:

Abmessungen B x T x H:

- 410 x 200 x 216 mm

Drehzahl:

- 1400/2800 U / min.

Gewicht:

- 11 kg

Poliereinheit ASP/PL 4, OMEC

Kompakte Poliereinheit mit Absaugung und Beleuchtung.

- Halogenbeleuchtung
- Leistungsstarke Absaugung
- Motor hängend installiert
- Beschichteter Edelstahl



Poliereinheit ASP/PL 4

- Lieferumfang:
- inkl. Beleuchtung und Spritzschutz

157597 2.231,25

Abmessungen B x T x H:

- 670 x 500 x 515 mm

Gewicht:

- 37 kg

Poliret Mini Poliereinheit, Reitel

Die kompakte Poliereinheit mit geringem Platzbedarf und einer rechtsseitigen Polierspindel.

- Eine Arbeitsspindel aus Edelstahl
- Starker Antriebsmotor mit stufenloser Drehzahlregelung
- LED Arbeitsfeldleuchte
- Staub- und Schmutzabsaugung über Fließfilter leicht wechselbar
- Herausnehmbare Schale für Bimsstein
- Not/Aus Schalter
- Integrierte Absaugung mit Auslass nach Oben



Poliret Mini

- Lieferumfang:
- 1 Polierspindel
 - 1 Filterbeutel

226019 2.150,00

Drehzahl stufenlos:

- 1.000 - 4.500 U/min

Abmessungen H x B x T:

- 430 x 530 x 400 mm

Gewicht:

- 24 kg

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Poliret Classic Poliereinheit, Reitel

- Zwei Arbeitsspindeln aus Edelstahl
- Polieren, Schleifen, Säubern und Bürsten von Metall, Kunststoff und Keramik
- Integrierte Staub- und Schmutzabsaugung
- Zwei getrennt einstellbare Absaugkanäle
- Arbeitsfeldleuchten und Sichtschutzscheiben
- Kohlebürstenloser Motor für Dauerbetrieb geeignet
- In zwei Stufen regelbar
- Herausnehmbare Polierschale
- Vliesfilter bei 40 °C waschbar, leicht wechselbar
- Not-Ausschalter



Poliret Classic

- Lieferumfang:
- Rechte und linke Polierspindel
 - 2 Filterbeutel
 - 2 Poliertröge

261083 3.300,00

Netzanschluss:

- 230 V / 50 / 60 Hz

Motorleistung:

- 400 W

Absaugleistung:

- 190 W

Abmessungen H x B x T:

- 500 x 730 x 560 mm

Gewicht:

- 60 kg

Drehzahl:

- 1.500 / 3.000 U / min

Absaugung:

- 600 m³ / h

Poliret Poliereinheit, Reitel

Poliereinheit aus Edelstahl.

- Integrierte Absaugung
- Auswaschbare Filterbeutel
- LED Arbeitsfeldbeleuchtung
- Verstellbare Sichtschutzscheiben aus Sicherheitsglas



Poliret

- Lieferumfang:
- inkl. 2 Polierspindeln
 - Absaugung
 - Feinstaubfiltertaschen

26500 3.990,00

Drehzahl stufenlos:

- 270 - 4500 U/min.

Abmessungen H x B x T:

- 500 x 730 x 560 mm

Gewicht:

- 60 kg

Poliret Twin Poliereinheit, Reitel

Poliereinheit mit 2 getrennt regelbaren Arbeitsspindeln.

- Integrierte Absaugung
- Auswaschbare Filterbeutel
- LED Beleuchtung
- Verstellbare Sichtschutzscheiben aus Sicherheitsglas



Poliret Twin

- Lieferumfang:
- inkl. 2 Polierspindeln
 - Absaugung
 - Feinstaubfiltertaschen

75303 4.240,00

Drehzahl stufenlos:

- 270 - 4500 U/min.

Abmessungen H x B x T:

- 500 x 730 x 560 mm

Gewicht:

- 60 kg

WP-Ex 2000 II Poliereinheit, Wassermann

Kleine, kompakte Poliereinheit für den täglichen Laboreinsatz.

- Integrierte Niederdruckabsaugung
- LED Arbeitsfeldbeleuchtung
- Poliertröge mit Sichtschutzscheibe
- Schlagfester, einstellbarer Sicherheitsglas-Sichtschutz
- Tageslicht-LED-Spot und Ansaugschutzgitter als Zubehör erhältlich



WP-EX 2000 II

- Lieferumfang:
- Bürstenspindel rechts, 92 mm,
 - Bürstenspindel links, 92 mm
 - Mikro-Feinstaub-Filtertasche, 1 Satz = 2 Stück
 - Ablageschale (B 257 x H 40 x T 198 mm)
 - Ablageschale (B 190 x H 17 x T 150 mm)
 - Schublade (B 621 x H 23 x T 219 mm)

78237 3.805,00

Abmessungen B x H x T:

- 680 x 486 x 527 mm

Drehzahl:

- 1500 / 3000 U / min.

Gewicht:

- 52,0 kg

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

WP-EX 3000 II Poliereinheit, Wassermann

- Poliereinheit WP-EX 3000 II**
- Mantelgekühlter Motor, staubgeschützt in Stufen regelbar von 750/6000 min⁻¹
 - Klar strukturiertes Multifunktionsdisplay
 - Integrierte Tageslicht-LEDs
 - Zwei leicht herausnehmbare Vollgummi-Poliertröge
 - Integrierte Schublade
 - Leicht zu reinigendes Edelstahlgehäuse

NEU



Poliereinheit WP-EX 3000

- Lieferumfang:
- Bürstenspindel rechts
 - Bürstenspindel links
 - Mikro-Feinstaub-Filtertasche, 1 Satz = 2 Stück
 - Poliertrog, 2 Stück
 - Schublade (B 621 x H 23 x T 219 mm)
 - Ablageschale (B 257 x H 40 x T 198 mm)
 - Ablageschale (B 190 x H 17 x T 150 mm)

246684 4.650,00

WP-EX 10 II Poliereinheit, Wassermann

Die WP-Ex 10 II ist eine kompakte und leistungsstarke Poliereinheit für den täglichen Laboreinsatz auch im kleinen Labor: Neben ihrem durchzugsstarken, langlebigen und wartungsfreien Kurzschlussläufermotor überzeugt sie zusätzlich auch durch eine leistungsstarke und geräuscharme Absaugung.

- Durchzugsstarker, langlebiger und wartungsfreier Kurzschlussläufermotor
- 2 Schaltstufen, 1.500 bzw. 3.000 min⁻¹
- Mikro-Feinstaub-Filtertasche mit großer Kapazität, leicht auswechselbar
- Integrierte Tageslicht LEDs
- Arbeitsbereich komplett aus Edelstahl
- Leicht herausnehmbarer Vollgummi-Poliertrög
- Geräuscharme Absaugung
- Not-Ausschalter und Wiederanlaufschutz garantieren Arbeitssicherheit



WP-Ex 10 II

- Lieferumfang:
- Polierbox mit Poliermotor WP-EX 10 II
 - Bürstenspindel rechts, 92 mm
 - Mikro-Feinstaub-Filtertasche
 - Ablageschale (B 257 x H 40 x T 198 mm)
 - Ablageschale (B 190 x H 17 x T 150 mm)
 - Poliertrog

249121 2.485,00

Abmessungen B x H x T:

- 455 x 485 x 505 mm

Drehzahl:

- 1500 / 3000 U / min.

Gewicht:

- 37,0 kg

WSM-2 Poliermotor, Wassermann

Poliermotor mit durchzugsstarken 500 W Leistung.

- Wartungsfrei
- 2 Schaltstufen mit 1500, bzw. 3000 U/min



Poliermotor WSM-2

- Lieferumfang:
- inkl. 2 Polierspindeln

43351 864,00

Abmessungen B x H x T:

- 460 x 210 x 195 mm

Gewicht:

- 13,5 kg

Poliertröge, Wassermann

Poliertröge zur Verwendung an Poliermotoren.

- Leicht zu reinigen
- Herausnehmbarer Vollgummieminsatz
- Sicherheitsschutzscheibe
- Über die Traverse mit einer separaten Absaugung zu verbinden



Poliertrog
mit Absaugstutzen Ø 75 mm

267621 231,00

Poliertrog
mit Absaugstutzen Ø 40 mm

267624 231,00

Poliertrog
ohne Absaugstutzen

264079 202,00

Absaugtraverse
inkl. Luftweiche

83396 457,00

Dampfstrahlgeräte

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Triton SLA, Bego

Leistungsstarker und vielseitiger Dampfstrahler.

- Trocken- und Nassdampf
- Fester Wasseranschluss mit Entsalzungspatrone
- Dampfdruck mit 3 bar
- Drucktaster an der Sprühpistole
- Wasserwächter stoppt bei Leckagen sofort die Wasserzufuhr



Triton SLA

Lieferumfang:

- Inkl. Vollentsalzungspatrone
- Wasserwächter

Abmessungen H x B x T:

- 540 x 380 x 280 mm

Kesselinhalt:

- 2,9 l

Spannung:

- 200-240 VAC, 50/60 Hz

Gewicht:

- 13 kg

44867 3.419,90

Dampfstrahler A-S80, Harnisch & Rieth

Dampfstrahler A-S80

Als Wand- und Tischmodell einsetzbar

- Wasserversorgung durch externes Behältnis
- Mit Wasserpumpe
- 2,3 Liter Kesselvolumen
- 4-5 Minuten betriebsbereit
- Trockendampf bei 160° C



A-S80

Lieferumfang:

- Steckschlüssel
- Wasserablassschlauch mit zwei Schlauchschellen
- Entschlammungsbehälter
- Entkalkungslösung 'Kalk Clean KC' 1000 ml

Abmessungen B x H x T:

- 240 x 365 x 300 mm

Elektrischer Anschluss:

- 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

- 2,6 KW

Kesselinhalt:

- 2,3 l

Dampftemperatur:

- 165° C

Sicherheitsventil:

- bei 7 bar öffnend

Betriebsdruck:

- bei 5 bar

Gewicht:

- 12,2 kg

Gehäuse:

- Edelstahlgehäuse in grauweißer RAL Nr. 9002 Lackierung

218948 2.190,00

Dampfstrahlgerät D-S-100, Harnisch & Rieth

Dampfstrahlgerät mit Wassertank zur manuellen Befüllung. Normales Leitungswasser kann jederzeit während des laufenden Betriebes nachgefüllt werden. Ein zeitaufwendiges Herunterfahren des Kessel-drucks entfällt. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Über einen Tastschalter kann von Trocken- auf Nassdampf umgestellt werden. In der Nassdampffunktion kann der Wasseranteil über ein stufenlos regelbares Ventil eingestellt werden.

- Mit verschiedenen Schlauchlängen lieferbar
- Mit Spritzschutz lieferbar



D-S 100-1

- Schlauchlänge 1000 mm
- zur manuellen Befüllung

67978 3.150,00

D-S 100-1,5

- Schlauchlänge 1500 mm
- zur manuellen Befüllung

272801 3.190,00

D-S 100-2

- Schlauchlänge 2000 mm
- zur manuellen Befüllung

272803 3.220,00

Version inklusive Spritzschutz

D-S 100-1S

- inkl. Spritzschutz
- Schlauchlänge 1000 mm
- zur manuellen Befüllung

272800 3.480,00

D-S 100-1,5S

- inkl. Spritzschutz
- Schlauchlänge 1500 mm
- zur manuellen Befüllung

272802 3.520,00

D-S 100-2S

- inkl. Spritzschutz
- Schlauchlänge 2000 mm
- zur manuellen Befüllung

272804 3.560,00

Dampfstrahlgeräte

Dampfstrahlgerät D-S 100 A, Harnisch & Rieth D-S 100 A

- Festwasseranschluss
- Auch manuell befüllbar
- Trocken- und Nassdampf
- Stufenlos regulierbarer Dampfdruck
- Fußschaltung
- Mit verschiedenen Schlauchlängen lieferbar
- Mit Spritzschutz lieferbar



DS 100 A-1
• Schlauchlänge 1.000 mm

D-S 100 A-1,5
• Schlauchlänge 1.500 mm

D-S 100 A-2
• Schlauchlänge 2.000 mm

Version inklusive Spritzschutz

D-S 100 A-1S
• inklusive Spritzschutz
• Schlauchlänge 1.000 mm

D-S 100 A-1,5S
• inklusive Spritzschutz
• Schlauchlänge 1.500 mm

D-S 100 A-2S
• inklusive Spritzschutz
• Schlauchlänge 2.000 mm

Spritzschutz
mit Auffangwanne

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

67977 4.350,00

272808 4.370,00

272810 4.400,00

272807 4.660,00

272809 4.710,00

272811 4.730,00

67979 330,00

Filterkerzensystem, Harnisch & Rieth

Das Filterkerzensystem von Harnisch+Rieth ist modular aufgebaut. Es besteht aus einem Kopf in Kombination mit einer Filterkerze mit unterschiedlicher Konfiguration und abgestufter Behandlungskapazität. Dank seiner kompakten Abmessungen und des einzigartigen Multiventil-Anschlusskopf, kann das System nahezu überall installiert und betrieben werden, in vertikaler Position freistehend oder an der Wand montiert.

- Patronen innerhalb von Sekunden aus dem Netz ersetzt: „rausdrehen - reindrehen“
- Entlüften und Spülen direkt am Filterkopf ohne Trennung der Schläuche
- Automatische Einlass- und Auslassabsperrventile für sicheren Kartuschenwechsel
- Druckentlastungsventile werden automatisch beim Kartuschenwechsel betätigt
- Austausch aller Dichtungen zwischen Kopf und Kartusche bei jeder neue Patrone
- Flacher Patronenanschluss ermöglicht den Austausch auf begrenztem Raum



Starter Set
Lieferumfang:
• Filterkopf
• Filterkerze S
• Test Kit

Stück

Filterkopf kalkfrei 3/8' 272819 89,00
Filterkerze S 272820 119,00
Filterkerze M 272821 169,00
Filterkerze L 272822 249,00
Filterkerze XL 272823 309,00
Filterkerze XXL 272824 419,00

271570 199,00

Inkosteam Mini, Hedent

Dampfstrahlgerät für den Festwasseranschluss.

- Auswechselbare Dampfdufen
- Geeignet für die Wandmontage



Inkosteam Mini
Lieferumfang:
• Inkl. Wandhalterung

Abmessungen H x B x T:
• 440 x 290 x 270 mm
Gewicht:
• 12 kg

18644 2.200,00

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Delimer Comfort, Reitel

Mit dem DELIMER COMFORT lässt sich Leitungswasser ganz bequem ohne aufwendigen Patronentausch entkalken, so dass Sie teuren Reparaturen, die durch Kalkschäden verursacht werden, vorbeugen können. Durch die Verbindung aus Ionenaustauscher und Enthärtungssalz wird hartes Wasser bis zu 50% weicher und Ablagerungen im Gerät werden folglich vermieden.

- Ionenaustauschprinzip mit Enthärtungssalz
- Halbautomatischer Regenerationsablauf
- Kompakte Abmessungen
- Direktanschluss an selbstfüllende Dampfstrahler
- Salzmengenanzeige per Kontrolllampe
- Manuelle Wasserentnahme optional möglich



Delimer Comfort

268132 990,00

Biosteam Center, Reitel

Arbeitsplatz mit Dampfabsaugung. Zum Reinigen verschmutzter Teile.

- Dampfabsaugung per Hand- oder Fußschalter
- Dreifach-Spezialfilter zur Dampf Kondensation
- LED Innenraumbeleuchtung
- Edelstahlgehäuse



Biosteam Center

144920 1.990,00

- Lieferumfang:
- mit Dampfabsaugung
 - Lampe LED

Abmessungen B x H x T:

- 600 x 540 x 510 mm
- Gewicht:**
- 35 kg

Steamy Mini, Reitel

Kompakter Dampfstrahler zur manuellen Befüllung.

- Nassdampf mit 4,5 bar
- Wandanbringung möglich
- Regelbarer Dampfdruck
- 3,5 Liter Kesselvolumen
- Ergonomisch geformte Dampf pistole mit Wechseldüse 2,5 mm
- 150°C Dampftemperatur



Steamy Mini

34494 1.340,00

Zubehör

- Wandhalterung für Steamy Mini 199323 240,00
- Düse 1,5 mm Luer-Lock 271598 34,00
- Dampfbürste außen für Luer-Lock-Aufsatz 271599 40,00

Abmessungen B x H x T:

- 280 x 330 x 330 mm
- Gewicht:**
- 8 kg
- Druck:**
- 4,5 bar

Supersteam, Reitel

Manuell zu befüllender Dampfstrahler mit 5 Liter Kesselvolumen und drei Funktionen.

- Dampfdruck und Wassermenge stufenlos regulierbar
- Dampftemperatur 160°C
- Druckluftfunktion (Anschluss an Labor-Kompressor möglich)
- Trocken-/Nassdampf- und Ausbrühfunktion
- Kesseldruckanzeige
- Ergonomisch geformte Dampf pistole mit Wechseldüse 2,5 mm



Supersteam

23360 2.570,00

Abmessungen B x H x T:

- 420 x 300 x 350 mm
- Gewicht:**
- 15 kg
- Druck:**
- 6 bar

Dampfstrahlgeräte

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Tronada, Reitel

Dampfstrahlgerät zur Festwassermontage.

- Dampfdruck und Wassermenge stufenlos regulierbar
- 6 bar Druck
- Druckluftfunktion (Anschluss an Labor-Kompressor möglich)
- Ergonomisch geformte Dampfpistole mit Wechseldüse 2,5 mm
- Trocken-/Nassdampf- und Ausbrühfunktion
- 160°C Dampftemperatur
- Kesseldruckanzeige



Tronada

18099 3.410,00

Abmessungen B x H x T:

- 420 x 330 x 350 mm

Gewicht:

- 15 kg

Druck:

- 6 bar

Abdampfschale, Reitel

Die Abdampfschale dient der Hygiene des Arbeitsplatzes und hält Klebewachse, Verschmutzung und Feuchtigkeit aufgefangen.



Abdampfschale

185386 225,00

Abmessungen

- Ø 320 mm / Höhe 270 mm

Wasi-Steam 2 Dampfstrahler, Wassermann

Dampfstrahler zum Anschluss an einen festen Wasserzulauf.

- Nassdampf regulierbar
- Dampfmengenregulierung
- Automatische Entkalkung



Wasi-Steam 2

137549 3.865,00

Abmessungen B x H x T:

- 450 x 490 x 265 mm

Gewicht:

- 30 kg

Wasi-Steam Classic II, Wassermann

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Insbesondere dem Mehrplatzanwender bietet er mit seinem variablen Arbeitsdruck von bis zu 5 bar eine ebenso schonende wie auch schnelle und dabei vor allem gründliche Reinigung aller Kleinteile.

- Kurze Aufheizphase durch 1200 Watt-Edelstahlheizung
- Hohe Sicherheit durch Trockenlaufschutz
- Tank und Gehäuseteile aus Edelstahl
- Wandmontage möglich, Befestigungsset für Wandmontage auf Anfrage erhältlich



Wasi-Steam Classic II

283250 1.590,00

Spannung:

- 220/240 V / 50/60 Hz

Stromaufnahme:

- 5,3 A (Si 6,3 A mt)

Leistung:

- 1220 W

Maße B x H x T max.:

- 245 x 350 x 315 mm

Gewicht:

- 12,5 kg

Arbeitsdruck:

- max. 5 bar

Dampftemperatur:

- max. 158 °C (bei 5 bar)

Kesselinhalt:

- 3,3 l

NEU

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Sonorex Super RK 100 H, Bandelin

Ultraschall-Reinigungsgerät mit eingebauter Heizung.

- Heizung 30 - 80° C
- Zeiteinstellung 1-15 min und durchgehend
- Stabiles und pflegeleichtes Edelstahlgehäuse
- 3 Liter Schwingwanne
- 1 PZT Grossflächen-Schwingsystem



Sonorex Super RK 100 H
mit Heizung

79737 738,00

Innenmaße L x B x T:

- 240 x 140 x 100 mm

Außenmaße:

- 260 x 160 x 250 mm

Gewicht:

- 3,4 kg

Ultraschall-Spitzenleistung:

- 320 W

Betriebsfrequenz:

- 35 kHz

Sonorex Super RK 102 H, Bandelin

Leistungsstarkes Ultraschall-Reinigungsbad mit Heizung und Ablauf-Kugelhahn.

- Heizung mit 30 - 80°C
- Zeiteinstellung 1-15 min und durchgehend
- 3 Liter Schwingwanne
- 2 PZT-Grossflächen-Schwingsysteme



Sonorex Super RK 102 H
mit Heizung und Ablauf

70137 1.053,00

Außenmaße L x B x H:

- 260 x 160 x 250 mm

Innenmaße L x B x T:

- 240 x 140 x 100 mm

Ultraschall-Spitzenleistung:

- 480 W

Betriebsfrequenz:

- 35 kHz

Sonorex Digitec DT 100 H, Bandelin

Digitales Reinigungsbad mit vollem Bedien- und Anzeigekomfort.

- Heizung mit 20 - 80°C
- Zeiteinstellung 1,2,3,4,5,10,15,30 min und durchgehend
- Logische Tastenbedienung
- LED-Anzeige
- Timer mit Minutenanzeige
- Frei wählbarer Impulsschall
- SweepTec für gleichmässige und schonende Reinigung



Sonorex Digitec DT 100 H
mit Heizung

169031 744,00

Innenmaße L x B x T:

- 240 x 140 x 100 mm

Außenmaße:

- 260 x 160 x 250 mm

- 3 Liter Schwingwanne

- 1 PZT-Schwingsystem

Ultraschall-Spitzenleistung:

- 320 W

Frequenzbereich:

- 35 kHz

Sonorex Digitec DT 102 H, Bandelin

Digitales Reinigungsbad mit vollem Bedien- und Anzeigekomfort.

- 50% mehr Leistung
- 2 PZT Schwingsysteme
- Heizung mit 20 - 80°C
- Zeiteinstellung 1,2,3,4,5,10,15,30 min und durchgehend
- Logische Tastenbedienung
- LED-Anzeige
- Timer mit Minutenanzeige
- Frei wählbarer Impulsschall
- SweepTec für gleichmässige und schonende Reinigung



Sonorex Digitec DT 102 H
mit Heizung und Ablauf

163604 1.064,00

Außenmaße L x B x H:

- 260 x 160 x 250 mm

Innenmaße L x B x H:

- 240 x 140 x 100 mm

Wanneninhalt

- 3 Liter Schwingwanne

Ultraschall-Spitzenleistung:

- 480 W

Frequenzbereich:

- 35 kHz

Sonorex 100er Einsätze, Bandelin

Einsätze und Deckel für die Geräte der 100er Baureihe.

• Deckel D 100

Zum Abdecken der Schwingwanne

• Lochdeckel DE 100

Zum Einhängen von Einsatzgefäßen

• Einhängekorb K 3 C

Zur Reinigung von Instrumenten

• Einhängekorb KD 0

Zur Reinigung kleiner Instrumente, Kronen etc.

• Einhängekorb PD 04

Kunststoffkorb



Stück

Deckel D 100

18570 38,00

Lochdeckel DE 100

18446 40,00

Einsatzkorb K 3 C

70155 59,00

Einsatzkorb KD 0

70153 38,00

Einsatzkorb PD 04

80918 18,00

Reinigen

Sonorex 100er Becher, Bandelin

Becher für die Geräte der 100er Baureihe.

• Glasbecher SD 06

Passend in Lochdeckel, mit rutschfestem Kunststofferring, kochfest und hygienisch. Mit Deckel DD 06

• Edelstahlbecher EB 05

Passend in Lochdeckel, mit rutschfestem Gummiring. Mit Deckel DD 06



Stück

Glasbecher SD 06
Edelstahlbecher EB 05

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

70158 19,00
70148 46,00

Hygojet, Dürr Dental

Hygieneschleuse zur sicheren und schnellen Desinfektion, in Verbindung mit Dürr MD 520.

- Geschlossenes System
- Für alle laborüblichen Materialien geeignet
- Erhalt der Dimensionsstabilität
- Echte Desinfektionsschleuse
- Verhindert Kreuzinfektionen



Hygojet

inkl. 2,5 l MD 520

63250 1.880,00

Zubehör

Verschluss für 2,5 Liter-Flasche MD 520, Stück
MD 520, Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

127215 82,40
63251 38,40
34,56

Elmasonic Med 30, Elma

Elmasonic Med 30 ist ein leistungsstarkes, MDR-konformes Ultraschallreinigungsgesamt mit 3 Liter Wanneninhalt. Mit 37 kHz Ultraschallfrequenz und den 5 Ultraschallmodi lassen sich auch hartnäckigste Verschmutzungen entfernen.

- Als Medizinprodukte Klasse I gemäß Medizinprodukteverordnung MDR (EU) 2017/745 registriert
- Degas - Schnellentgasung
- Eco - Leiser, energieeffizienter Betrieb und längere Gerätelebensdauer
- Sweep - Gleichmäßige Ultraschallreinigung
- Pulse - Bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Dynamic - Automatischer Wechsel zwischen pulse und sweep für noch bessere Reinigungsergebnisse



Elmasonic Med 30

Lieferumfang:

- Kunststoffdeckel

281698 665,00

Abmessungen (außen) B x T x H:

- 305 x 170 x 230 mm

Wannen-Innenmaß B x T x H:

- 220 x 120 x 92 mm

Gewicht:

- 3,6 kg

Temperatur:

- 40 - 60°C einstellbar

NEU

Elmasonic Med 60, Elma

Elmasonic Med 60 ist ein leistungsstarkes, MDR-konformes Ultraschallreinigungsgesamt mit 6 Liter Wanneninhalt. Mit 37 kHz Ultraschallfrequenz und den 5 Ultraschallmodi lassen sich auch hartnäckigste Verschmutzungen entfernen.

- Als Medizinprodukte Klasse I gemäß Medizinprodukteverordnung MDR (EU) 2017/745 registriert
- Degas - Schnellentgasung
- Eco - Leiser, energieeffizienter Betrieb und längere Gerätelebensdauer
- Sweep - Gleichmäßige Ultraschallreinigung
- Pulse - Bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Dynamic - Automatischer Wechsel zwischen pulse und sweep für noch bessere Reinigungsergebnisse



Elmasonic Med 60

Lieferumfang:

- Kunststoffdeckel
- Schlauchanschlussstülle

281699 1.120,00

Abmessungen (außen) B x T x H:

- 370 x 210 x 275 mm

Wannen-Innenmaß B x T x H:

- 275 x 125 x 145 mm

Gewicht:

- 5,2 kg

Temperatur:

- 40 - 60°C einstellbar

NEU

Seit 30 Jahren perfekt aufeinander abgestimmt. Hygojet + MD 520 Abdruck- Desinfektion



Das System aus Hygiene und Technik ist besonders sicher und wirtschaftlich – und das bereits seit 1990. Die geschlossene Desinfektions- und Reinigungsschleuse des Hygojets vermeidet Kreuzkontaminationen, die alkoholfreie Spezialrezeptur von MD 520 Abdruck-Desinfektion ermöglicht Formstabilität und mikrobiologische Wirksamkeit.
Mehr unter www.duerrdental.com

Reinigen

Elmasonic S 30 H, Elma

Elmasonic Ultraschallgerät der neuen Generation.

- Schnelleinstellung mit Drehknöpfen
- Einstellung von Zeit und Temperatur
- Sweep-Technologie
- 2,75 Liter Schwingwanne



Elmasonic S 30 H
ohne Deckel und Ablaufschlauch

Innenmaße H x B x T:

- 100 x 240 x 137mm

Frequenz:

- 37 kHz

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
165555	625,00

Elmasonic Zubehör, Elma

Passend für Elmasonic S 30 H.



Stück

Deckel-Kunststoff

165563	21,00
--------	-------

Edelstahlinsatzdeckel für
2 Bechergläser

187602	43,50
--------	-------

Reinigungsglas 600 ml mit Deckel
(ohne Gummiring)

11594	13,50
-------	-------

Edelstahlinsatzkorb

165562	46,00
--------	-------

EUROSONIC ENERGY, Euronda

Ultraschall-Reinigungsgerät mit erhöhter Leistung.

- Bedienung über einfache Ein / Aus-Funktion
- Betriebszeit von 0 - 30 Minuten einstellbar
- 2,7 Liter Inhalt



Eurosonic Energy

- ohne Zubehör

143637	495,00
--------	--------

Außenabmessung H x B x T:

- 240 x 270 x 220 mm

Innenmaße H x B x T:

- 100 x 238 x 135 mm

Gewicht:

- 3,7 kg

EUROSONIC 3D, Euronda

Das Eurosonic 3D ist mit der bekannten Sweep-Mode-Technologie ausgestattet. Permanent wechselnde Frequenzen erzielen eine besonders gründliche und schnelle Reinigung.

Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei einer Temperatur von 35 °C, 60 °C oder ohne Heizung zur Verfügung.

- 2,7-Liter-Edelstahlwanne
- E-Light-Lichtsystem
- Ergonomisches und kompaktes Design



Eurosonic 3D

- ohne Zubehör

238061	529,00
--------	--------

Außenabmessung H x B x T:

- 240 x 270 x 195 mm

Innenmaße H x B x T:

- 100 x 238 x 135 mm

Gewicht:

- 3,3 kg

EUROSONIC ENERGY und 3D Zubehör, Euronda



Zubehörset

Lieferumfang:

- 1 Becherhalter für 2 Becher
- 1 Kunststoffdeckel
- 1 Edelstahlkorb gelocht
- 1 Glasbecher 600 ml

238063	89,00
--------	-------

Stück

Kunststoffdeckel

240959	27,50
--------	-------

Edelstahl-Einhängekorb gelocht

240450	42,90
--------	-------

Halter für 2 Becher

240958	28,60
--------	-------

Glasbecher 600 ml

137227	12,00
--------	-------

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Eurosonic 4D, Euronda

Das Eurosonic 4D Ultraschallgerät ist extrem leistungsfähig und anwenderfreundlich. Einfachste Steuerung über Softtouchbutton und zentraler Controller-LED. Für optimale Reinigungsergebnisse stehen 6 Automatikprogramme und manuelle Zeiten- und Temperaturwahl zur Verfügung.

- 4 Reinigungsphasen inkl. Sweep-Mode-Technologie
- 3,8-Liter-Edelstahlwanne
- Eingebauter Abfluss mit stabilem Absperrhahn an der Rückseite
- Reinigungszeiten von 10 bis 40 Minuten und Temperatur von 30 bis 60°C frei wählbar
- Zusätzlich Automatikprogramme für: Instrumente/Bohrer und Fräser/Abdrucklöffel/Zementreste/Gipsreste/Prothesen



Eurosonic 4D

• ohne Zubehör

Außenabmessung H x B x T:

• 260 x 335 x 205 mm

Innenmaße H x B x T:

• 100 x 300 x 150 mm

Gewicht:

• 5 kg

Temperatursteuerung:

• 30 - 60°C

237914 769,00

Eurosonic 4D Zubehör, Euronda



Zubehörset

Lieferumfang:

- 1 Becherhalter für 1 Becher
- 1 Metallkorb
- 1 Glasbecher 600 ml
- 1 Kunststoffdeckel

237918 91,90

Stück

Kunststoffdeckel	242071	33,00
Edelstahl-Einhängekorb gelocht	153400	50,60
Halter für 1 x 600 ml Becher	153422	17,60
Halter für 3 x 600 ml Becher	137226	33,00
Glasbecher 600 ml	137227	12,00

Protolfresh Reinigungsgerät, Reitel

Mit dem neuen REITEL PROTOFRESH lassen sich zahntechnische Anfertigungen, wie Zahnspangen, Klammern oder Prothesen, innerhalb kürzester Zeit effektiv reinigen.

- Schnelle und einfache Reinigung von Zahnspangen, Prothesen etc
- Besonders effektiv durch Neigung des Bechers und unterschiedliche Drehrichtungen
- Ruhiger und stabiler Stand durch robustes Edelstahl-Gehäuse
- Einfache Bedienung
- Becher ist sterilisator-geeignet
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung



PROTOFRESH Reinigungsgerät

Lieferumfang:

- Haltemagnet zur Reinigung
- Kunststoffbecher inkl. Dichtung und Deckel
- 1 Pkg. Reinigungsnadeln, 5 mm
- 1 Liter Reinigungsflüssigkeit

274978 920,00

Packung

Protolfresh Reinigungs-nadeln 5 mm

276284 40,00

Netzanschluss:

• 230 V/50-60 Hz

Aufnahmeleistung:

• 150 W

Maximale Drehzahl:

• 3000 U/min.

Drehrichtungswechsel:

• Automatisch

Becher-Maße:

• Ø 10 x H 8 cm

Becher-Volumen:

• ca. 0,6 l

Abmessungen B x H x T:

• 22,5 x 23,5 x 22,5 cm

Gewicht:

• 7 kg

NEU

Quick Magic Clean Mini, Macht

Prothesen- und Instrumentenreinigungsgerät.

- Vollautomatische Reinigung
- Schnell und umweltschonend
- Reinigung durch Rotationsprinzip
- Ca. 7000 Edelstahlnadeln reinigen selbst an schwer zugänglichen Stellen
- Gerät aus Edelstahl
- 3 Jahre Garantie

Abmessungen H x B x T:

- 130 x 140 x 180 mm

Anschlusswert:

- 24 V / DC

Gewicht:

- 2,3 kg



Quick Magic Clean Mini

Lieferumfang:

- Reinigungsbehälter
- Auffangsieb
- 50 g Poliernadeln
- 1.000 ml Macht Clean S
- Macht Clean -A- 100 ml (Muster)
- Quick Clean 100 ml (Muster)
- Messbecher
- Werbeposter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

23370 650,00

Packung 50 g

Poliernadeln 0,5 x 6 mm

23611 35,50

Flasche 1 Liter

Macht-Clean-A Vorreinigung

32805 18,20

Macht-Clean-S Endreinigung

32814 17,67

Quick Clean Universalreiniger

23610 17,66

Sympro Reinigungsgerät, Renfert

Kompaktes Hochleistungs-Reinigungsgerät für Prothesen und KFO-Apparate.

- Zeitsparende Arbeitsvorbereitung für Reparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen
- Schnelle Reinigung von provisorisch eingesetzten Restaurationen mit Kombination SYMPRO Mini-Becher und temp:ex Temporärzemententferner
- Validierte, hygienische Aufbereitung der Systembestandteile



Sympro Reinigungsgerät

Lieferumfang:

- 75 g Reinigungs-nadeln
- 400 ml Universalfluid
- Reinigungsbecher
- Pinzette
- Magnet

33286 914,00

Flasche 2 x 2 Liter

Symprofluid Universal

33382 60,00

Symprofluid Nicoclean

33389 60,00

Packung 75 g

Reinigungs-nadeln 0,7 x 7 mm

37615 45,50

DTC Economy Reinigungsautomat, Wassermann

Der Reiniger kann 25 Abformlöffel in zwei Minuten und 50 Artikulatorplatten in einer Minute reinigen, ohne Vorbereitung, nur mit Leitungswasser. Die zu reinigenden Abformlöffel können einfach mit dem Alginate oder Silikon in die Trommel gelegt werden, ebenso die Artikulatorplatten mit Gips.

- Druckreinigungsautomat für Kunststoff- oder Metall Abdrucklöffel und Kunststoff-Artikulationsplatten
- Zeitsparend: Vollautomatische Reinigung ohne Vorarbeit
- Vollständige Entfernung von Rückständen auf den Abdrucklöffeln (Silikone, Alginate und ähnliche Materialien) sowie von Gipsresten auf den Abdruckplatten
- Bedienerfreundliche Anwendung
- Festwasseranschluss - nur Leitungswasser erforderlich
- Umweltfreundlich & sparsam: Das System verwendet zum Reinigen nur kaltes Wasser ohne hinzugefügte Reinigungsmittel
- Keine Folgekosten durch teure Chemikalien
- Sauberes Abwasser durch hochwertige Filterung: Alginate-, Silikon und Gipsreste werden in der Resteschublade aufgefangen



DTC Economy Reinigungsgerät

Lieferumfang:

- Reinigungsautomat DTC Economy
- Zuleitung
- Zuflussschlauch
- Abflussschlauch

272799 6.115,00

Spannung:

- 220/240 V / 50/60 Hz

Stromaufnahme:

- 12 A

Leistung:

- 2700 W

Maße B x H x T:

- 490 x 575 x 510 mm

Gewicht:

- 79 kg

Schallpegel:

- ≤ 70 dB (A)

Wasseranschluss:

- 3/4" am Wasserhahn, min. Ø 15 mm, min. 2 bar mit einer Leistung von 10 l/min

Durchlaufleistung:

- 7-8 l/min

Kapazität Trommel:

- 25 Abformlöffel oder 50 Artikulatorplatten

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Formlabs Form Wash Reinigungsgerät, Formlabs

Automatische Reinigung mit Form Wash.

- Durch ein rotierendes Laufrad im Form Wash wird Isopropylalkohol (IPA) auch an schwer zugängliche Stellen Ihrer Druckteile gespült. So werden sie jedes Mal einwandfrei sauber.
- Die Druckteile werden vom Form 2 direkt in Form Wash platziert. Dabei können sie einfach auf der Konstruktionsplattform bleiben oder einzeln in den Korb gelegt werden.
- Manuelles Waschen erfordert viel Sorgfalt, da sich Teile verformen können, wenn sie zu lange im IPA liegen bleiben. Form Wash hebt Teile nach Ende des Auswaschprozesses automatisch aus dem IPA. Die Teile trocknen an der Luft
- Form Wash hat ein Fassungsvermögen von 8,6 Litern IPA, genug zum Waschen von etwa 70 Druckteilen. Ein eingebautes Hydrometer gibt an, wann Sie das IPA auswechseln müssen. Dank einer Siphonpumpe lässt sich das IPA einfach aus dem Waschbehälter leeren und neu einfüllen.



Form Wash

Lieferumfang:

- inkl. Hydrometer
- Ablage
- Siphon Pumpe

260641 416,94

PrograPrint Clean Reinigungsgerät, Ivoclar Digital

Das Reinigungsgerät PrograPrint Clean dient zur Reinigung der gedruckten 3D-Objekte mit Isopropanol (IPA). Es ermöglicht die Reinigung der Druckobjekte, während sie auf der Bauplattform fixiert sind. Der Magnetrührer mit automatischer Drehrichtungsänderung und die zweistufige Reinigungsmöglichkeit sorgen für ein optimales Ergebnis. Das Reinigungsgerät hat eine robuste und langlebige Metallkonstruktion. Es ist abgestimmt auf das ProArt Print-Material.



PrograPrint Clean Reinigungsgerät

Lieferumfang:

- Basisgerät mit Deckel
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- 2 Reinigungsbehälter
- 1 Magnetrührer
- 2 Magnettische
- 1 Bauplattformhalter
- 1 Gleitplatte
- 1 Handpumpe zur Behälterentleerung

282984 2.500,00

NEU

IMPRIMO Clean, Scheu-Dental

Reinigungsgerät für die schonende Reinigung von 3D-gedruckten Objekten. Der IMPRIMO® Clean erzeugt eine Kreisströmung in der Reinigungslösung, um die Gefahr von Mikrorissen in der Bauteiloberfläche zu verringern und die Bauteilqualität weiter zu steigern. Unterschiedliche Reinigungsprogramme ermöglichen die Abstimmung der Reinigung auf die gewählte Materialklasse und die Auswahl des Reinigungsmittels. Der einfach herausnehmbare Badeinsatz erlaubt einen schnellen und sauberen Wechsel der Reinigungslösung.



Imprimo Clean

273177 1.690,00

Flasche 1 l

IMPRIMO Cleaning Liquid

273178 19,30

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Erkoform-3d+, Erkodent

Tiefziehgerät mit Reserve-Vakuum und hochauflösendem Touchpanel. Das Erkoform-3d+ ist im Prinzip ein Erkoform-3dmotion ohne Automatik.

- Schlagartige Anformung durch ein bereitgehaltenes großvolumiges Reservevakuum
- Sensor zur berührungslosen Temperaturmessung des Tiefziehmaterials. Dies garantiert die richtige Materialtemperatur für den Tiefziehvorgang unabhängig von der Umgebung
- Erweiterbar mit Occluform-3 zum Einprägen des Gegenbisses



Erkoform 3D+

- Lieferumfang:
- Anwendungsbroschüre
 - Tiefziehmaterialmuster
 - Füllgranulat 1,8 kg

244820 1.816,61

Geräteabmessung H x B x T:

- 315 x 350 x 370 mm

Gewicht:

- 11,9 kg

Folienstärke:

- 0 - 5,5 mm

Erkoform-3d motion, Erkodent

Erkoform-3d motion

Vakuum-Tiefziehgerät mit berührungsloser Temperaturkontrolle, Vorvakuum, Touchpanel und automatisiertem Tiefziehvorgang

- Kein Druckluftanschluss nötig
- Keine Vorheizzeit
- Schlagartig aufgebautes Vakuum
- Als Zubehör kann das Occluform-3 installiert werden



Erkoform 3D motion

- Lieferumfang:
- 1 Folienspannring
 - 1 Granulat-Auffangbehälter
 - 1 Modellscheibe
 - 1 Granulatpfopf
 - 1 Pinsel für Füllgranulat mit Gummikappe
 - 1 on-off Magnet rot oder grün
 - 1 Netzkabel
 - 1 Füllgranulat (1,8 kg)
 - 1 Folienversuchspackung
 - 1 Gerätepapiere (Mappe)

232563 2.087,65

Geräteabmessung H x B x T:

- 315 x 350 x 370 mm

Gewicht:

- 13,9 kg

Occluform 3, Erkodent

Direkt im Erkoform-3d+ / Erkoform-3d motion während des Tiefziehvorgangs den Gegenbiss einprägen.

- Gipsfreie Modellfixierung
- Hydraulische Fixierung des Gegenbisses
- Mehr Platz für hohe Modelle



Occluform 3

- Lieferumfang:
- incl. Modelltopf
 - Granulatschaufel
 - Inbusschlüssel 3 mm

171297 518,42

BIOSTAR, Scheu-Dental

Das BIOSTAR ist das Universal-Druckformgerät für alle Anwendungen der dentalen Tiefziehtechnik und der Kieferorthopädie mit Scan-Technologie und 6,0 bar Arbeitsdruck.

- Der IR-Strahler erreicht innerhalb einer Sekunde die Arbeitstemperatur
- Alle Parameter werden mittels Scanner bzw. Code-Eingabe programmiert
- Das farbige 3,2" LCD-Display führt durch die einzelnen Arbeitsschritte des Tiefziehvorgangs
- Eine USB-Schnittstelle ermöglicht Updates
- 3 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



Biostar

- Lieferumfang:
- Füllgranulat 1,7 kg
 - Granulatpinsel
 - Granulatabdeckung
 - Staubschutzhaube
 - Bedienungsanleitung
 - Zubehör (Dichtungen, Fett)

245474 3.385,00

Abmessungen B x H x T:

- 520 x 240 x 440 mm

Arbeitsdruck:

- 0,5 - 6 bar

Gewicht:

- 14,0 kg

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Ministar S, Scheu-Dental

Das MINISTAR S ist ein kompaktes Tiefziehgerät für alle Anwendungen in der zahnärztlichen Praxis und im zahntechnischen Labor. Der Arbeitsdruck von 4 bar sorgt für eine hervorragende Anpassung der erwärmten Folie.

- In nur 1 Sekunde auf Betriebstemperatur
- Mit Scan-Technologie
- 4 bar Arbeitsdruck
- Patentierte thermostatische Strahlerregelung
- Übersichtliches Display
- Akustische und optische Bedienungsführung
- Ergonomischer Granulatbehälter
- Umlaufende Rinne zur Rückführung von Granulat
- 3 Jahre Garantie
- 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



Ministar S

Lieferumfang:

- Luftschlauch mit Filter
- 1,6 kg Füllgranulat
- Folienmusterbuch
- Staubschutzhaube
- Granulatpinsel
- Granulatabdeckung

Abmessungen B x H x T:

- 500 x 210 x 400 mm

Spannung:

- 230 V

Gewicht:

- 9 kg

Arbeitsdruck:

- 4 bar / 43 psi

257278 1.930,00

Drufoformat Scan, Dreve

Tiefziehgerät basierend auf der bewährten Drufoformat-Technik und kombiniert mit modernster Materialerkennungssoftware und herausragendem Design.

- Sehr leicht zu bedienendes HighEnd-System
- Integrierter Barcode-Scanner erfasst Foliencodes
- Rote LED-Spots leuchten während des Heizprozesses
- Hoher Arbeitsdruck von 6 bar ermöglicht alle Profi-Anwendungen

In den Farben rot und silber lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage.



Drufoformat Scan rot

Lieferumfang:

- Basissortiment Folien
- Ablaufgefäß für Granulat
- Luftanschlussschlauch

16519 3.240,00

Drufoformat Scan silber

Lieferumfang:

- wie Drufoformat Scan rot

31573 3.240,00

Abmessungen B x H x T:

- 290 x 460 x 290 mm

Gewicht:

- 16 kg

Anschluss:

- 240 V / 50 - 60 Hz

Drufosmart Scan, Dreve

Druckformgerät für die komplette Tiefziehtechnik. Einfachste Handhabung durch automatische Materialerkennung und der Anzeige aller Materialparameter auf einem großen Display. Sehr gute Anformergebnisse durch einen Betriebsdruck von 4 bar und senkrechter Folienanformung.

- Geeignet für alle Folien mit Materialstärken zwischen 0,1 mm und 5 mm
- Integrierter Barcode-Scanner erfasst Foliencodes
- Sichere Anwendung durch 2-Hand-Steuerung
- Modernes Gehäusedesign, erhältlich in den Farben rot und silber



Drufosmart Scan rot

Lieferumfang:

- Basissortiment Folien
- Luftanschlussschlauch

219924 2.263,00

Drufosmart Scan silber

Lieferumfang:

- wie Drufosmart Scan rot

207611 2.263,00

Packung

1,2 kg Granulat

62135 26,85

Abmessungen B x H x T:

- 320 x 420 x 290 mm

Gewicht:

- 15 kg

Anschluss:

- 240 V / 50 - 60 Hz

AQUA Drucktopf 4,5 Liter, Al Dente

Der AQUA-Drucktopf aus Edelstahl eignet sich für ein homogenes und blasenfreies Auspolymerisieren von Autopolymerisaten.



Drucktopf 4,5 Liter

Lieferumfang:
• inkl. Füllschlauch

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

186238 267,10

Drucktopf 4,5 Liter

Lieferumfang:
• ohne Füllschlauch

20172 249,40

Innendurchmesser:

• 220 mm

Innenhöhe:

• 110 mm

Inhalt:

• ca. 4,5 L

Betriebsdruck:

• 2,0 bar

Betriebsüberdruck:

• max. 2,2 bar

Betriebstemperatur:

• max. 55°C

Gewicht:

• 2,2 kg

AQUA Drucktopf 7 Liter, Al Dente

Polymerisationsdrucktopf.
Drucktopf 7 Liter aus Edelstahl
• Induktionsgeeignet
• Hohe Betriebssicherheit
TÜV geprüft, mit 'GS'-Prüfzeichen



Drucktopf 7 Liter

• ohne Füllschlauch

187012 344,35

Zubehör

Füllschlauch mit Ventil

79110 41,50

AQUA Heizplatte mit Temperaturregler, Al Dente

Hochwertige Einzelkochplatte mit grau lackiertem Gehäuse und einem Heizplattendurchmesser von 180 mm.
• Stufenlos regelbar
• Konstante Wassertemperatur bei Drehknopfstellung 4 ca. 55°C



Heizplatte

199925 119,25

Abmessungen H x B x T:

• 70 x 245 x 275 mm

Anschluss:

• 230 V / 50-60 Hz

Gewicht:

• 2,4 kg

Hydraulikpresse, Schuler-Dental

Hydraulische Küvettenpresse.
• Für 1 - 3 Küvetten
• Automatische Kolbenhöhenbegrenzung
• Kolbenrücklauf
• Ölstandsanzeiger



Hydraulikpresse

186108 1.130,00

Druck:

• bis ca. 5 t

Gewicht:

• 18 kg

Hydraulikpresse WW-33, Wassermann

Hydraulikpresse zum Pressen von 1-3 Küvetten.
• Arbeitsdruck bis zu 6 t
• Sehr hohe Standfestigkeit
• Oxydationsfreier Kolben
• Mit automatischem Rücklauf



Hydraulikpresse WW-33

78231 1.210,00

Arbeitstisch:

• Ø 95 mm

Maße B x T / T (inkl. Pumpenhebel):

• 200 x 158 x 295 mm

Maße H:

• 480 - 650 mm

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Polymax-1, Dreve

Druckpolymerisationsgerät für 1 Messingküvette bzw. 2 Caston Küvetten.

- Stufenlos regelbare Temperatur für Kalt- und Heißpolymerisate
 - 90 Minuten Timer
 - Variabel einstellbarer Luftdruck bis max. 5 bar (Polymax 5 bis max. 6 bar)
 - Automatisches Sicherheitsdichtungssystem
 - Kontrolle durch digitale Anzeigen von Zeit und Temperatur, Druck über Manometer
 - Drucktopf aus spezialbeschichtetem Sonderaluminium
 - Außengehäuse aus strapazierfähigem Polyurethan
 - Gehäuseabdeckung aus rostfreiem Edelstahl
 - Wartungsfreie Technik
 - Wasserablaufventil
 - Bei ausgeschalteter Heizung auch zur Druckverdichtung geeignet
- Temperaturregelung von 0 bis 95°C



Polymax 1 rot

39622 1.903,00

Drucktopf:

- Ø 160 mm
- 110 mm tief

Abmessungen H x B x T:

- 230 x 290 x 330 mm

Gewicht:

- 10,2 kg



Auch in der Farbe silber lieferbar!

Polymax-3, Dreve

Druckpolymerisationsgerät für 3 Messingküvetten (inkl. Bügel), bzw. 6 Caston Küvetten.

- Stufenlos regelbare Temperatur für Kalt- und Heißpolymerisate
- 90 Minuten Timer
- Variabel einstellbarer Luftdruck bis max. 5 bar
- Automatisches Sicherheitsdichtungssystem
- Kontrolle durch digitale Anzeigen von Zeit und Temperatur, Druck über Manometer
- Drucktopf aus spezialbeschichtetem Sonderaluminium
- Außengehäuse aus strapazierfähigem Polyurethan
- Gehäuseabdeckung aus rostfreiem Edelstahl
- Wartungsfreie Technik
- Wasserablaufventil
- Bei ausgeschalteter Heizung auch zur Druckverdichtung geeignet



Polymax-3 rot

201499 2.212,00

Polymax-3 silber

201500 2.212,00

Drucktopf:

- Ø 160 mm
- 300 mm tief

Abmessungen H x B x T:

- 450 x 290 x 330 mm

Gewicht:

- 13,5 kg

Polymax 5, Dreve

Druckpolymerisationsgerät für alle Kalt- und Heißpolymerisate, sowie für die Druckeinbettung verwendbar

- Verwendung aller bekannten Artikulatoren möglich
- Temperaturregelung von 0 bis 95°C
- Zeitschaltuhr bis 90 Minuten
- Stufenlos regulierbarer Druck von 3 bis 6 bar



Polymax 5 rot

38830 2.212,00

Polymax 5 silber

38831 2.212,00

Abmessungen H x B x T:

- 310 x 340 x 400 mm

Drucktopf:

- * Ø 220 mm
- * 174 mm tief

Gewicht:

- 15,6 kg

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Palamat Premium, Kulzer

Das kompakte Druckpolymerisationsgerät Palamat Premium im neuen Design und mit moderner Bedienoberfläche bietet mit seiner großen Kesselöffnung Platz selbst für große Artikulatoren. Das große LCD Farbdisplay mit interaktiven Tastern sorgt für eine optimale Funktionsübersicht.

- Bekannte Programme voreingestellt 45°C/55°C/90°C
- Alles auf einen Blick (Zeit/Temperatur/Druck)
- 3 individuell gestaltete Programme speicherbar
- Manueller und automatischer Betrieb = Flexibilität
- Neues Bedienfeld optimal vor Wasser geschützt



Palamat Premium

272355 2.385,00

IvoBase Injector, Ivoclar Vivadent technical

IvoBase Injector erlaubt einen vollautomatischen Injektions- und Polymerisationsablauf mit speziellen PMMA-Kunststoffen, die auf das System abgestimmt sind. Die chemische Schrumpfung des Kunststoffes wird während der Polymerisation vollständig kompensiert.

- All-in-one-Gerät ermöglicht einfache und schnelle Inbetriebnahme
- Gesteuerte Polymerisationsschrumpfung für höchste Passgenauigkeit
- Kein Wasser- und Druckluftanschluss notwendig (plug and play)
- OSD-Anzeige ermöglicht die Anzeige des aktuellen Betriebsstatus aus großer Distanz
- RMR-Taste erlaubt eine deutliche Reduktion des Restmonomergehaltes
- USB-Anschluss für Softwareupdates via PC/Internet
- Direkte Küvettenheizung ohne Wasserbad ermöglicht Polymerisation ohne lästigen Wasserdampf
- Hohe Servicefreundlichkeit und einfacher Austausch der Heizelemente durch abnehmbare Abdeckung
- Vielseitig anwendbares Gerät mit diversen IV-Programmen und Reserveprogrammen



IvoBase Injector

227220 5.900,00

Lieferumfang:

- IvoBase Injector
- Netzkabel
- USB-Downloadkabel
- 2 Küvetten
- Küvettenzubehör
- Thermohandschuh
- Temperaturkontrollset

IvoBase Küvettenset

226766 319,00

bestehend aus:

- Küvette, Küvettendeckel, Zentriereinsatz, Kanalformer halb, Kanalformer voll, Ausbetthilfe

Abmessungen H x B x T:

- 560 x 340 x 400mm

Anschluss:

- 200 - 240 V, 50 - 60 Hz.

Gewicht:

- 35,6 kg

max. Temperatur:

- 300°C

Polymat Polymerisationsgerät, Reitel

- Für Artikulatoren oder mehrere Küvetten im Küvettenspanner
- Aushärtung des Materials durch Einstellung von Temperatur, Druck und Zeit
- Aufheizprozess auch bei geöffnetem Deckel möglich
- Elektronische Temperaturregelung
- Zeitschaltuhr bis 120 Minuten
- Heizkörper außerhalb des Edelstahlbehälters
- Statusanzeige
- Schneller Druckaufbau
- Wasserdicht nach IP 44
- Mehrfache Sicherheitseinrichtungen
- Inkl. Ablasshahn
- Leichte Reinigung



Polymat

163036 2.300,00

Lieferumfang:

- inkl. Wasserhahn zur Entleerung

Netzanschluss:

- 230 V / 50 / 60 Hz

Aufnahmeleistung:

- 1.100 W

Abmessungen H x B x T:

- 330 x 330 x 380 mm

Innenmaße Behälter:

- D 220 / H 190 mm

Gewicht:

- 22 kg

Volumen:

- 7 l

Druck:

- 0 / 6 bar

Temperatur:

- bis 100 °C

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Labormat TH Ausbrühgerät, Dreve
Robustes Wachsausbrühgerät aus Edelstahl für bis zu 6 Küvetten. Stufenlos einstellbare Temperatur von 65-95 °C mit manueller Einstellbarkeit der Sprühzeit bis zu sechs Minuten. Momenttaster zum Kurzabbrühen sowie integrierte Handbrause. Auch für die Polymerisation von Heißpolymerisaten geeignet.



Labormat TH Ausbrühgerät

- Lieferumfang:
- Labormat TH
 - Reinigungsbürste
 - Küvettenauflageblech

Abmessungen (H x B x T):

- 440 x 580 x 360 mm

Gewicht:

- 38 kg

Temperaturbereich:

- 65-95°C

Wasserfüllmenge:

- 15 l

72431 3.734,00

Untergestell, Dreve

Untergestell auf Rollen für Labormat TH.



Untergestell auf Rollen für Labormat TH

27646 294,84

Abmessungen (H x B x T):

- 435 x 590 x 370 mm

Labormat-SD, Dreve

Großes, robustes Ausbrühgerät mit Edelstahlgehäuse für 12 Küvetten. Geeignet auch zum Polymerisieren von Prothesenkunststoffen.

- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbare Temperatur von 0/95 °C
- Individuell einstellbare Sprühzeit mit 6-Minuten-Zeitschaltuhr
- 24-Stunden Zeitschaltuhr
- Integrierte Handsprühdüse
- Praktische Schiebedeckel
- Momenttaster zum Kurzabbrühen
- Wahlweise fest installierbar oder zur Montage auf Rollen



Labormat-SD

- Lieferumfang:
- Reinigungsbürste
 - Küvettenauflageblech
 - Wasserablauf-/zulaufschläuche
 - Laufrollen
 - Wasserauffangwanne
 - Ohne Küvettenkorb

Abmessungen H x B x T:

- 940 x 635 x 660 mm

Gewicht:

- 75 kg

27644 4.321,00

Ausbrühgerät D-AB 240, Harnisch & Rieth

Ausbrühgerät aus säure- und rostbeständigem Stahlblech.

- Wartungs- und servicefreundlich
- 6 Küvettenkörbe aus Spezialkunststoff
- Passend für alle gebräuchlichen Küvetten
- Sechs hochwirksame Düsen besprühen die Küvetten optimal



D-AB 240

- Lieferumfang:
- inkl. 6 Küvettenträgern

Abmessungen B x H x T:

- 570 x 390 x 370 mm

Gewicht:

- 30 kg

32335 4.740,00

Wapo-Ex 8 plus, Wassermann

Ausbrüh- und Polymerisationsautomat
Der Wapo-Ex 8 plus ermöglicht das automatische Ausbrühen oder Polymerisieren von bis zu 8 Küvettenhälften gleichzeitig und vollautomatisch. Die relevanten Parameter sind auf dem Touchscreen sofort erkennbar, die Eingabe erfolgt intuitiv.

- Thermostatgeschützte, dichtungsfreie Tauchpumpe, wartungsfrei
- Mittig angebrachter Sprühbalken, sehr einfacher Ein-/ Ausbau
- Schneller Wechsel zwischen der Funktion Ausbrühen und der Funktion Polymerisieren
- Optische und akustische Wassermangelanzeige
- Leicht und werkzeugfrei zu reinigen

NEU



Wapo-Ex 8 plus

Lieferumfang:

- Service-Paket (4 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachslöser)
- Abflussschlauch, 1,5 m
- Schlauchschelle Ø 20-32 x 12,2

Spannung:

- 220/240 V / 50/60 Hz

Stromaufnahme:

- 9 A

Leistung:

- 2000 W

Maße B x H x T max.:

- 660 x 585 x 480 mm

Maße B x H x T (Gehäuse):

- 615 x 550 x 425 mm

Gewicht:

- 41 kg

Schallpegel:

- ≤ 70 dB (A)

Wasserinhalt:

- 21 l

283198	4.515,00
--------	----------

Keramiköfen - Pressöfen

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Multimat Cube Kaminofen, Dentsply Sirona

Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme sorgen

für hervorragende Ergebnisse beim Pressen und Brennen von handelsüblichen Dental-Keramiken, inklusive Lithium-Silikat/Disilikat-Glaskeramik. Das große Touch-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche gewährleistet einen klaren und einfachen Zugriff auf die Programme.

- Automatische Programmföhrung nach kurzzeitigem Stromausfall (Spannungsausfallüberbrückung)
- Intelligentes Aufheizprogramm
- LED-Statusanzeige
- 2 USB-Anschlüsse für die Datensicherung, Update-Funktion per USD-Stick und zum Anschluss einer Standard-Tastatur
- WiFi-Stick (optional)
- Entspiegeltes Glas-Touch-Display mit 3mm gehärtetem Glas



Multimat Cube

- ohne Vakuumpumpe

269879 6.400,00

Multimat Cube press Keramikbrenn- und pressofen, Dentsply Sirona

Der Multimat Cube press ist die ultimative Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme sorgen für hervorragende Ergebnisse beim Pressen und Brennen von handelsüblichen Dental-Keramiken, inklusive Lithium-Silikat/Disilikat-Glaskeramik.

Das große Touch-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche gewährleistet einen klaren und einfachen Zugriff auf die Programme.

- Brenn- und Pressprogramme der Dentsply Sirona Keramiksysteme vorinstalliert
- Automatische Programmföhrung nach kurzzeitigem Stromausfall (Spannungsausfallüberbrückung)
- Intelligentes Aufheizprogramm
- LED-Statusanzeige
- 2 USB-Anschlüsse für die Datensicherung, Update-Funktion per USD-Stick und zum Anschluss einer Standard-Tastatur
- WiFi-Stick (optional)
- Entspiegeltes Glas-Touch-Display mit 3mm gehärtetem Glas



Multimat Cube press

- ohne Vakuumpumpe

269878 7.800,00



Alle Materialien zu CAD/CAM Systemen finden Sie in unserem Labor-Katalog im Kapitel 7

Keramiköfen - Pressöfen

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

inLab Profire Hochtemperatursinterofen, Dentsply Sirona

Der neue Sinterofen inLab Profire für Zirkonoxid-Restaurationen.

- Konventionelles Langzeitsintern und Speed Sintern
- Speed Sintern für Einzelrestaurationen, Gerüste und Brücken
- Freies Programmieren zum Langzeit- und Speed-Sintern von Zirkonoxid
- 'Dry & Sinter' - Sintern mit Vortrocknung



Auch als inLab Profire Zirconia + Metall-Variante lieferbar!

- Sintern von Zirkonoxid und Sintermetall (inCoris CCB) mit nur einem Ofen
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Sintern von Zirkonoxid und Sintermetall
- Lieferumfang: zusätzlich SiC Sinterglocke 4-teilig für NEM



inLab Profire

Lieferumfang:

- Sinterperlen
- Speedsinterschale
- Tiegelablage
- Ablage feuerfest
- Tiegelgabel

Abmessungen (B x T x H):

- 360 mm x 534 mm x 780 mm

Gewicht:

- ca. 65 kg

Versorgungsspannung:

- 200/240 V, 50/60 Hz

Nennleistung:

- 3500 W

Maximale Sintertemperatur:

- 1.650°C

269544 11.500,00

Vakuumpumpe Universal für Keramiköfen, Dentsply Sirona

Sehr robuste Membranpumpe speziell für Multimat Keramiköfen.

NEU



Vakuumpumpe Universal

279373 842,00

Programat EP 3010 Brenn- und Pressöfen, Ivoclar Vivadent technical

Der Programat EP 3010 ist ein kompakter Kombiofen der neuesten Programat-Generation, der sowohl als Press- als auch als Brennofen eingesetzt werden kann.

- FPF-Funktion: Vollautomatische Pressfunktion für optimale Pressresultate
- Optimal auf Ivoclar Vivadent-Materialien abgestimmte Programme
- QTK2-Muffeltechnologie mit SiC-Bodenreflektor für homogene Wärmeabstrahlung
- Farb-Touch-Display in Kombination mit bewährter Folientastatur für einfache Bedienung
- Elektronischer Pressantrieb mit Kraftsensor ermöglicht hochwertige Pressergebnisse. Kein Druckluftanschluss nötig
- Crack Detection System erkennt Muffelbrüche
- Einfache und präzise Temperaturkalibration über zwei Referenzpunkte (ATK2)
- Einfaches Software-Update via USB-Stick
- Ferndiagnose-Funktion via Datenfile für optimalen Support durch eine Servicestelle
- Große Programmvierfalt mit 300 individuellen Brenn- und 20 individuellen Pressprogrammen
- Power Saving-Technologie für stromsparenden Betrieb



Programat EP 3010

Lieferumfang:

- Netzkabel
- Vakuumschlauch
- Brenngut-Ablageplatte
- SiC-Aufnahmeplatte
- Brenngutträger Kit 2
- Automatisches Temperaturkontrollset ATK2 (Testset)
- Ersatzsicherungen
- USB-Kabel
- Programat USB-Stick
- Display-Reinigungstuch
- Zangenhalter
- Muffelabkühlgitter

Abmessungen B x H x T:

- 390 x 550 x 465 mm (geschlossen)

Brenntemperatur max.:

- 1.200°C

Gewicht:

- 18,3 kg

239538 8.320,00



Empfohlene Vakuumpumpe ist die VP5

Keramiköfen - Pressöfen

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Programat EP 5010 Brenn- und Pressöfen, Ivoclar Vivadent technical

Der Programat EP 5010 ist der Premium-Kombiofen der neuesten Programat-Generation, der sowohl als Press- als auch als Brennofen eingesetzt werden kann.

- FPF-Funktion: Vollautomatische Pressfunktion für optimale Pressresultate
- Programat Infrarot-Technologie für Muffel-Temperaturüberwachung, automatische Größenerkennung und optimale Vortrocknungsprozesse
- QTK2-Muffeltechnologie mit SiC-Bodenreflektor für homogene Wärmeabstrahlung
- Modernes Bedienkonzept mit großem 7 Zoll Farb-Touch-Display in Kombination mit bewährter Folientastatur für einfache und intuitive Bedienung
- OSD-Betriebs- und Fortschrittsanzeige informiert über den aktuellen Status des Ofens
- Elektronischer Pressantrieb mit Kraftsensor ermöglicht hochwertige Pressergebnisse. Kein Druckluftanschluss nötig
- Crack Detection System erkennt Muffelbrüche
- Einfache und präzise Temperaturkalibration über zwei Referenzpunkte (ATK2)
- Einfaches Software-Update via USB-Stick oder drahtlos via WLAN
- Ferndiagnose-Funktion via Datenfile für optimalen Support durch eine Servicestelle
- Integrierte Multimediafunktionen (Picture Viewer, Video und MP3-Player)
- Power Saving-Technologie für stromsparenden Betrieb
- USB- und Ethernet-Schnittstelle, SD-Kartenleser



Programat EP 5010

Lieferumfang:

- Netzkabel
- Vakuumschlauch
- Brenngut-Ablageplatte
- SiC-Aufnahmeplatte
- Brenngutträger Kit 2
- Automatisches Temperaturkontrollset ATK2 (Testset)
- Ersatzsicherungen
- USB-Kabel
- Programat USB-Stick
- Display-Reinigungstuch
- Zangenhalter
- Muffelabkühlgitter
- Programat WLAN-Kit

Abmessungen B x H x T:

- 395 x 550 x 495 mm (geschlossen)

Brenntemperatur max.:

- 1.200°C

Gewicht:

- 20,5 kg

239540 11.370,00



Empfohlene Vakuumpumpe ist die VP5

Programat CS2 Brenn- und Kristallisationsöfen, Ivoclar Vivadent technical

Keramiköfen, speziell für die Kristallisation von IPS e.max CAD-Restaurationen. Bedienung über Farb-Touch-Display und Folientastatur.

- 20 individuelle Programme
- QTK2-Muffeltechnologie
- Automatische Doppelbereichskalibrierung (ATK 2)
- USB & Ethernet-Anschluss
- Power Saving Technology



Programat CS2

Lieferumfang:

- ohne Vakuumpumpe
- Netzkabel, Vakuumschlauch
- Brenngut-Ablageplatte
- SiC Brenntisch
- Brenngutträger Kit 2
- ATK2 Temperatur-Kontrollset (Testset)
- USB-Kabel
- Programat USB-Stick
- IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray
- Brenngutzange und Halter

Abmessungen B x H x T:

- 390 x 315 x 455 mm

max. Brenntemperatur:

- 1.200°C

Gewicht:

- 15,6 kg

236193 4.125,00

Keramiköfen - Pressöfen

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Programat CS3 Glasur- und Kristallisationsofen, Ivoclar Vivadent technical

Der Programat® CS3 ist der ideale Glasur- und Kristallisationsofen. Er wurde speziell für die Kristallisation von IPS e.max® CAD-Restaurationen entwickelt.

- Brenn- und Kristallisationsofen mit integrierter DSA-Funktion zur digitalen Analyse der Zahnfarbe
- Farb-Touch-Display in Kombination mit bewährter Folientastatur
- QTK2-Muffeltechnologie mit SiC-Bodenreflektor
- Automatische Doppelbereichskalibration (ATK2)
- OSD-Betriebszustandsanzeige
- Software-Updates via USB-Stick
- Programat WLAN-Kit für drahtlose Datenübertragung (Software-Updates, PrograBase X10)
- 30 individuelle Brennprogramme



Programat CS3

Lieferumfang:

- Netzkabel
- Vakuumschlauch
- Brenngut-Ablageplatte
- SiC-Brenntisch
- Programat Brenngutträger Kit
- ATK2 (Testset)
- USB-Downloadkabel
- Programat USB-Stick
- Programat WLAN-Kit
- Brenngutzange
- Brenngutzangenhalter
- DSA Holder Kit
- A-D Farbschlüssel
- IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray

250593 5.460,00

Abmessungen B x H x T:

- 395 x 320 x 495 mm

max. Brenntemperatur:

- 1.200°C

Gewicht:

- 15,6 kg

Programat CS4 Sinter-, Kristallisations- und Glasurofen, Ivoclar Vivadent technical

Der Programat CS4 ist ein kompakter Multifunktionsofen für das Praxislabor, in dem Zirkoniumoxid-Restaurationen wie z. B. aus IPS e.max ZirCAD mit bis zu 1'600 °C gesintert werden können.

- Schnelle Sinterprozesse von IPS e.max ZirCAD for CEREC
- Kristallisation von IPS e.max CAD
- Glanzprogramm für IPS e.max ZirCAD for CEREC, IPS e.max CAD und IPS Empress CAD
- Hohe Prozesskapazität (bis zu sechs Einheiten)
- Offenes System
- Einfache und sprachneutrale Bedienung dank bewährter Kombination von Folientastatur und Grafik-Display
- Power Saving Technology
- Kompaktes Design
- Temperaturkalibration vor Ort möglich
- OSD-Anzeige (Optisches Status-Display)
- Fernbedienung über PC/Laptop mittels PrograBase3-Software



Programat CS4

Lieferumfang:

- Netzkabel
- Sinterofen Temperaturkontrollset Starter Kit
- Bedienungsanleitung
- Sintertisch
- Sintertischgabel
- IPS e.max Speed Crystallization Tray
- USB-Downloadkabel
- div. Zubehör

258477 10.300,00

Netzanschluss:

- 118/240 V / 50/60 Hz

Abmessungen des geschlossenen Ofens B x H x T:

- 310 (390 mit Ablageplatte) x 570 x 430 mm

Brennraum Nutzmasse:

- 80 x 80 mm

Max. Brenntemperatur:

- 1600 °C

Gewicht:

- Unterteil: 10 kg, Ofenkopf: 17 kg

Programat P310, Ivoclar Vivadent technical

Der Programat P310 ist auf der Basis des Programat P300 weiterentwickelt worden und wartet mit vielen praktischen Innovationen auf. Dies macht ihn noch wirtschaftlicher.

- QTK2-Muffeltechnologie mit SiC-Bodenreflektor
- Thermo Shock Protection (TSP)
- Doppelventil-Vakuumtechnologie
- LAN- und USB-Anschlüsse
- Überbrückung bei Stromausfall (Power Fail Save System)
- Abnehmbarer Ofenkopf
- Ferndiagnose über Internet via E-Mail



Programat P310

Lieferumfang:

- ohne Vakuumpumpe
- Brenngut-Ablageplatte
- SiC-Brenntisch
- Brenngutträger Kit 2
- Temperatur Kontrollset 2
- USB-Kabel
- Programat USB-Stick
- Zangenhalter

236195 4.240,00

Abmessungen B x H x T:

- 390 x 320 x 465 mm

max. Brenntemperatur:

- 1.200°C

Gewicht:

- 15,6 kg

Programat P510, Ivoclar Vivadent technical

Die integrierte Infrarot-Technologie des Programat P510 markiert einen Meilenstein in der Geschichte

der Dentalbrennöfen. Durch den Einsatz der Infrarot-Technologie wird die Prozesssicherheit erhöht und der gesamte Prozess beschleunigt. Das macht das Gerät noch wirtschaftlicher.

- Hohe Servicefreundlichkeit durch abnehmbaren Ofenkopf
- Leistungsstarke Heizung (bis 140°C t/Min.)
- Hohe Lebensdauer der Heizmuffel
- Rauchabsaugfunktion beim Vortrocknen
- Ferndiagnose via Datenfile oder Internet
- Power Fail Save System überbrückt Stromausfall bis circa 10 Sekunden
- LAN-, USB- und Audio-Anschlüsse sowie integrierter SD-Kartenleser
- Vielfältige Pflegeprogramme (Reinigungsprogramm, Entfeuchtungsprogramm, etc.)
- Spezielle Betriebsmodi, z. B. für Großlabore
- Integrierter Brennzangenhalter



Programat P510

Lieferumfang:

- Brenngut-Ablageplatte
- SiC-Brenntisch
- Brenngutträger Kit 2
- Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset)
- USB-Kabel
- Programat USB-Stick
- Zangenhalter

Abmessungen B x H x T:

- 395 x 320 x 495 mm

max. Brenntemperatur:

- 1.200°C

Gewicht:

- 18,7 kg

236196 5.575,00

Programat P710, Ivoclar Vivadent technical

Der Programat P710 ist das Premium-Gerät der Programat-Familie und besticht mit seiner innovativen Technik und mit exklusivem Design.

- Integrierte Infrarot-Wärmebildkamera für optimale Vortrocknungsprozesse
- Brennofen mit integrierter DSA-Funktion zur digitalen Analyse der Zahnfarbe
- Integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Dreistufige Aufheiz- und zweistufige Abkühlprogramme
- PDF-Viewer
- Glanzfunktionsassistent
- Akustische Sprachausgabe in 25 Sprachen
- Grosses Farb-Touch-Display in Kombination mit bewährter Folientastatur
- Multimedia-Funktionen (Bilder, Video- und MP3-Player)
- QTK2-Muffeltechnologie mit SiC-Bodenreflektor
- Automatische Doppelbereichskalibration (ATK2)
- Ferndiagnose über Internet via E-Mail und Daten-Logfiles
- OSD-Display mit Betriebszustands- und Fortschrittsanzeige
- Stromspartechnologie (Power Saving Technology)
- Software-Update via USB-Stick
- Moderne Schnittstellen (USB, Ethernet-Schnittstelle, SD-Kartenleser)
- Programat WLAN-Kit für drahtlose Datenübertragung (Software-Updates, Progra-Base X10)
- Drei verschiedene Betriebsmodi wählbar (Normal, Abgesichert, Produktion)
- Große Brenngut-Ablageplatte
- Vakuumparameter-Assistent
- Integrierter Brenngutzangenhalter
- 700 individuelle Programme
- Doppelventil-Vakuumpertechnologie
- Abnehmbarer Ofenkopf
- Power Fail Save-System
- Integrierte Zeitschaltuhr



Programat P710

Lieferumfang:

- Netzkabel
- Vakuumschlauch
- Programat-Brenngutträger Set 2
- Automatisches Temperaturkontrollset ATK2 (Testset)
- USB-Downloadkabel
- Programat WLAN Kit
- Programat Bluetooth Kit
- DSA Holder Kit
- div. Zubehör

Abmessungen B x H x T:

- 395 x 320 x 495 mm

max. Brenntemperatur:

- 1.200°C

Gewicht:

- 18,7 kg

246303 7.040,00

Keramiköfen - Pressöfen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Programat Vakuumpumpe VP3 easy, Ivoclar Vivadent technical

Die kleine, leichte Vakuumpumpe VP3 easy eignet sich für die Evakuierung der Brennkammer der Ivoclar Vivadent-Keramikbrennöfen. Die Membranpumpe mit geringem Gewicht und kleinen Abmessungen.



Vakuumpumpe VP3 easy

169290 671,50

Abmessungen H x B x T:

- 130 x 140 x 210 mm

Anschluss:

- 230 V / 50/60 Hz

Programat Vakuumpumpe VP 5, Ivoclar Vivadent technical

- Speziell für die Ivoclar Vivadent Brenn- und Pressöfen



Vakuumpumpe VP5

239541 1.030,00

Abmessungen L x B x H :

- 415 x 122 x 230 mm

Anschluss:

- 230 V / 50/60 Hz

Programat S1 1600 Sinterofen, Ivoclar Vivadent technical

Der Programat S1 1600 ist ein kompakter Hochtemperaturofen zur Sinterung von ZrO₂ Materialien bis zu einer Temperatur von 1600°C.

- Sinterprozesse bis 1600°C möglich
- Schnelle Prozesszeit (75 Minuten für Einzelzähne)
- Geringerer Energieverbrauch und höhere Energieeffizienz (Power Saving Technology)
- Möglichkeit zur Temperaturkalibration
- OSD-Anzeige
- Hohe Servicefreundlichkeit durch abnehmbaren Ofenkopf
- Robuste Folientastatur



Programat S1 1600 Sinterofen

248111 12.980,00

Lieferumfang:

- S1 Temperatur Kontroll-Set Starter Kit
- Sintertisch
- Sintertischgabel
- Bedienungsanleitung
- CD-ROM PrograBase 3
- USB-Downloadkabel
- Netzkabel

Abmessungen H x B x T:

570 x 410 x 430 mm

max. Sintertemperatur:

1.600 °C

Gewicht:

27 kg

Programat Dosto-Tray, Ivoclar Vivadent technical

Der Programat Dosto-Tray ist ein neuer, doppelstöckiger Sintertisch für alle Programat S1 1600 Sinteröfen. Dadurch wird die Sinterkapazität um bis zu 40 % erhöht. Für die Sinterung ist das Software Update V5.0 erforderlich.



Programat Dosto-Tray

260319 346,67

Keramiköfen - Pressöfen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Hochtemperaturofen HT-2/M/Zirkon-120, Mihm-Vogt

Für den Sinterbrand von Zirkonoxidkeramik. Der frei einstellbare Programmregler erlaubt den Einsatz aller auf dem Markt befindlichen Zirkonmaterialien.

- Molybdaendisilizid- Heizelemente PRO
- Brennraumvolumen 3xØ120/30mm
- Programmsteuerung mit LCD-Display, 4 Stufen, 30 Programmplätze
- Serviceprogramme
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/- 3°C
- Timerfunktion



Hochtemperaturofen HT-2/M/ZIRKON-120

261067 10.380,00

Lieferumfang:

- 1 Sinterschale
- 1 Stapelscheibe
- 1 Deckel für Sinterschale
- Sinterschale SPEED
- Sintergranulat YTZ
- 1 Tiegelzange

Abmessungen H x B x T:

- 820 x 500 x 560 mm

Temperatur max:

- 1650° C

Anschlusswert max:

- 3800 W

Gewicht:

- 74 kg

Hochtemperaturofen HTS-2/M/Zirkon-120, Mihm-Vogt

Für den Sinterbrand von Zirkonoxidkeramik. Der frei einstellbare Programmregler erlaubt den Einsatz aller auf dem Markt befindlichen Zirkonmaterialien.

- Molybdändisilizid-Heizelemente PRO
- Brennraumvolumen 2xØ 120/30mm
- Programmsteuerung mit LCD-Display, 4 Stufen, 30 Programmplätze, Sonderfunktionen
- Serviceprogramme
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/- 3°C
- Nachtzeitprogrammierung



Hochtemperaturofen HTS-2/M/ZIRKON-120

261071 8.970,00

Lieferumfang:

- 1 Sinterschale
- 1 Stapelscheibe
- 1 Deckel für Sinterschale
- 1 Sinterschale SPEED
- Sintergranulat YTZ
- 1 Tiegelzange

Abmessungen H x B x T:

- 790 x 390 x 500 mm

Temperatur max:

- 1650° C

Anschlusswert max:

- 3200 W

Gewicht:

- 60 kg

Hochtemperaturofen HTS-2/M/Metal-120, Mihm-Vogt

- Molybdändisilizid-Heizelemente
- Sinterglockensystem, Ø120mm, METAL (Set)
- Programmsteuerung mit LCD-Display, 4 Stufen, 30 Programmplätze, 4 Festprogramme
- Schutzgaszufuhr manuell einstellbar
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Timerfunktion



Hochtemperaturofen HTS-2/M/Metal-120

261069 9.845,00

Lieferumfang:

- 1 Sinterglockensystem METAL
- Sinterperlen YTZ
- 1 Zuleitung für Argon Anschluss
- 1 Tiegelzange

Abmessungen H x B x T:

- 790 x 390 x 500 mm

Temperatur max:

- 1.400° C

Anschlusswert max:

- 2000 W

Gewicht:

- 56 kg

Tabeo-1/M/Zirkon-100, Mihm-Vogt

Dank kompakter Maße ohne Lift ist der TABEO MoSi₂ die ideale Ergänzung im CAD/CAM-Bereich. Die hochwertigen MoSi₂-Heizelemente erlauben eine Sintertemperatur bis 1650°C.

- Molybdändisilizid Heizelemente
- Brennraumvolumen 1xØ100/30mm
- Serviceprogramme
- Programmsteuerung mit 7-Segment LED, 4 Stufen, 9 Programmplätze, Sonderfunktionen
- Max. Heizrate 25K/min
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/- 3°C
- Timerfunktion



Sinterofen TABEO-1/M/ZIRKON-100

261076 5.030,00

Lieferumfang:

- 1 Sinterschale
- 1 Deckel für Sinterschale
- Sinterperlen YTZ
- 1 Entnahmegabel T-1

Abmessungen H x B x T:

- 600 x 400 x 400 mm

Temperatur max:

- 1650° C

Anschlusswert max:

- 1500 W

Gewicht:

- 55 kg

Keramiköfen - Pressöfen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Tabeo-1/S/Zirkon-100, Mihm-Vogt

Der TABEO SiC ist der ideale Sinterofen für Zirkonmaterialien, die mit sehr niedrigen

Aufheizraten und /temperaturen bis 1550°C gesintert werden müssen. Dank der SiC-Heizelemente werden Grünverfärbungen vermieden.

- Hochwertige Siliziumkarbid-Heizelemente
- Brennraumvolumen 1xØ100/30mm
- Serviceprogramme
- Programmsteuerung mit 7-Segment LED, 4 Stufen, 9 Programmplätze
- Max. Heizrate 25C/min
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Temperaturgenauigkeit bei 1500C +/-3C
- Timerfunktion



Sinterofen TABEO-1/S/ZIRKON-100

255099 **4.850,00**

Lieferumfang:

- 1 Sinterschale
- 1 Deckel für Sinterschale
- Sinterperlen YTZ
- 1 Entnahmegabel T-1

Abmessungen H x B x T:

- 600 x 400 x 400 mm

Temperatur max:

- 1650° C

Anschlusswert max:

- 1500 W


Gewicht:

- 55 kg

Tabeo-2/M/Zirkon-120, Mihm-Vogt

• Hochwertige Molybdändisilid-Heizelemente

- Brennraumvolumen 3xØ120/30mm
- Serviceprogramme
- Programmsteuerung mit 7-Segment LED, 4 Stufen, 9 Programmplätze
- Max. Heizrate 25°C/min
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/-3°C
- Timerfunktion



Sinterofen TABEO-2/M/ZIRKON-120

261074 **6.750,00**

Lieferumfang:

- 1 Sinterschale
- 1 Deckel für Sinterschale
- Sintergranulat YTZ
- 1 Entnahmegabel T-2

Abmessungen H x B x T:

- 680 x 480 x 460 mm

Temperatur max:

- 1650° C

Anschlusswert max:

- 1.800 W

Gewicht:

- 80 kg

Tabeo-2/S/Zirkon-120, Mihm-Vogt

• Hochwertige Siliziumkarbid Heizelemente

- Brennraumvolumen 3xØ120/30mm
- Serviceprogramme
- Programmsteuerung mit 7-Segment LED, 4 Stufen, 9 Programmplätze, Sonderfunktionen
- Max. Heizrate 25K/min
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/-3°C
- Timerfunktion



Sinterofen TABEO-2/S/ZIRKON-120

261073 **6.500,00**

Lieferumfang:

- 1 Sinterschale
- 1 Deckel für Sinterschale
- Sintergranulat YTZ
- 1 Entnahmegabel T-2

Abmessungen H x B x T:

- 680 x 480 x 460 mm

Temperatur max:

- 1550° C

Anschlusswert max:

- 2000 W

Gewicht:

- 85 kg

Tabeo-2/M/Metal-120, Mihm-Vogt

hochwertige Molybdändisilid-Heizelemente

- Sinterglockensystem, Ø120mm, METAL (Set)
- Programmsteuerung mit 7-Segment LCD Display, 4 Stufen, 9 Programmplätze, 4 Festprogramme
- Schutzgaszufuhr manuell einstellbar
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Timerfunktion



Sinterofen TABEO-2/M/METAL-120

261072 **8.980,00**

Lieferumfang:

- 1 Sinterglockensystem METAL
- Zuleitung für Argon Anschluss
- Sinterperlen YTZ
- 1 Tiegelzange

Abmessungen H x B x T:

- 680 x 530 x 460 mm

Temperatur max:

- 1400° C

Anschlusswert max:

- 1600 W

Gewicht:

- 80 kg

Keramiköfen - Pressöfen

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

V60 i-Line, Vita

Der Keramikbrennofen VITA V60 i-Line stellt die Fokussierung auf zwei zentrale Aspekte dar: hervorragende Brennergebnisse über einen langen Zeitraum und absolute Bedienerfreundlichkeit.

- Benutzerfreundlichkeit durch das Touchdisplay und die selbsterklärende Menüführung in Kombination mit minimalistischem Design
- Aufstellen & loslegen: keine aufwändigen Montageprozesse / einfach anschließen, einschalten und mit dem Arbeiten beginnen
- Reduzierung auf das Wesentliche: ein klassisches und bewährtes Dentalofenkonzept, welches bewusst auf kostspielige Zusatzfunktionen verzichtet



V60 i-Line

Lieferumfang:

- 1 Brennschale
- 1 Anschlusskabel für Netzanschluss
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Anschlusskabel für die Vakuumpumpe
- 1 Vakuumschlauch
- 2 seitliche Brenngutablagen
- ohne Vakuumpumpe

Abmessungen H x B x T:

- 570 x 260 x 420 mm

Gewicht:

- 18 kg

Maximale Brenntemperatur:

- Max. 1200°C

Energieversorgung:

- 230 Volt, 50 Hz oder 100/110 Volt, 50/60Hz

245214 3.550,00

Vacumat 6000 M, Vita

Der Premium-Keramikbrennofen VITA VACUMAT 6000 M ist für sämtliche dentalkeramische Brände und für alle auf dem Markt angebotenen Keramikmaterialien einsetzbar. Die Brenneinheit kann mit den Bedienelementen vPad comfort oder vPad excellence bedient werden.

- Hochwertige Elektronik für sichere Zeit- und Programmabläufe
- Qualitätsnachweis durch integrierten Brenndatenspeicher
- Automatische Temperaturjustage bei jedem Programmstart
- Temperaturgenauigkeit +/- 1°C
- Automatische Funktion zur Vermeidung von Kondenswasser im Isoliermaterial
- Automatische Reinigungsfunktion
- Kompaktes, platzsparendes Design



Vacumat 6000 M anthrazit lackiert

Lieferumfang:

- 1 Brennschale
- 1 Anschlusskabel für Netzanschluss
- 1 Anschlusskabel für Bedienelement
- 1 Pinzette 25 cm
- 1 Packung Brennträger A+B+C
- 1 Packung Brennuntersätze G
- 1 LED Statusanzeige zum Einstecken
- ohne Bedienteil
- ohne Vakuumpumpe

Farbvarianten

Vacumat 6000 M, tiefschwarz

Vacumat 6000 M, himmelblau

Vacumat 6000 M, türkisblau

Vacumat 6000 M, karminrot

Vacumat 6000 M, verkehrsweiß

37673 2.815,00

240262 2.920,00

240709 2.920,00

240708 2.920,00

240710 2.920,00

245782 2.920,00

Brenntemperatur:

- max. 1200° C

Abmessungen H x B x T:

- 444 x 230 x 330 mm

Gewicht:

- 13 kg lackierte Ausführung

Vacumat 6000MP, Vita

Der Kombi-Pressofen Vacumat 6000 MP ist für sämtliche dentalkeramische Brände und zum Pressen aller auf dem Markt angebotenen Keramikmaterialien und aller gängiger Muffelgrößen einsetzbar. Bedienbar mit den Bedienelementen VITA vPad comfort, VITA vPad excellence und VITA vPad clinical

- Sicheres Heizsystem
- Homogene Wärmeübertragung
- Integrierter Brenndatenspeicher
- Automatische Temperaturjustage bei jedem Programmstart
- Automatische Erkennung der Anzahl der eingesetzten Presspellets
- Automatische Reinigungsfunktion



Vacumat 6000 MP anthrazit lackiert

Lieferumfang:

- 3 Brennschalen
- 2 Satz Pressscheiben
- 1 Anschlusskabel / Netzteil
- 1 Anschlusskabel / Bedienelement
- 1 Packung Brennträger A+B+C
- 1 Packung Brennuntersätze G
- 1 Ofenpinzette (25 cm)
- 1 LED Statusanzeige zum Einstecken
- 1 Druckregler zum Anbau an Vakuumpumpe
- 1 Vakuumschlauch
- 1 Druckschlauch
- 1 Vita PM 9 Sample Kit
- 1 Bedienungsanleitung

Brenntemperatur:

- max. 1200° C

Abmessungen H x B x T:

- 630 x 230 x 325 mm

Gewicht:

- 18,7 kg lackierte Ausführung
- 20,1 kg Edelstahl Ausführung

206807 4.225,00

Keramiköfen - Pressöfen

Vita Vakuumpumpe, Vita

VITA Vakuumpumpe in schallgedämpfter Box für stabiles Vakuum und konstante Druckluft.



VITA Vakuumpumpe

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
37676	835,00

Zyrcomat 6100 MS lackiert, Vita

Mach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und mit einer modernen Hard- und Software. Optimal auf die Eigenschaften von VITA YZ SOLUTIONS, sowie alle anderen am Markt verfügbaren dentalkeramischen Zirkondioxid-Gerüstmaterialien abgestimmt, setzt der Hochtemperatursinterofen Maßstäbe für beste Sinterergebnisse.

- Homogene Wärmeverteilung in der Sinterkammer
- Vollautomatische Kalibrierung mit garantierter Temperaturgenauigkeit
- Sintern von bis zu 80 Einheiten auf zwei Ebenen
- HighSpeed-Sintern in 80 min



Zyrcomat 6100 MS lackiert

269834 10.700,00

- ohne vPad Bedienelement
- *1 Brennschale
- 1 LED Statusanzeige zum Einstecken
- 1 Anschlusskabel für Netzanschluss
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Anschlusskabel für Bedienteil
- 2 Sinterschalen
- 150 gr. ZrO₂ Perlen
- 1 Zange
- 1 USB-Stick inkl. Sinterprogramme für das VITA vPad comfort/excellence/ clinical (nur bei Ofeneinzellieferung)



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Keramiköfen - Pressöfen

vPad Bedienelemente, Vita

vPad comfort

Modifizieren Sie vorhandene Brennprogramme oder erstellen Sie neue Brennprogramme

- Vorinstallierte Brennprogramme zu den VITA-Materialien und gängigsten CAD/CAM Materialien
- Integrierte Verarbeitungsanleitungen für alle VITA / Materialien
- Fotoviewer zum Anzeigen von z.B. Patientenaufnahmen
- Service- und Überwachungsprogramme
- Qualitätssicherung durch Speicherung aller Brennprogramme
- Datentransfer von Brennprogrammen und Gerätedaten auf andere VITA vPad comfort und PC möglich

vPad excellence

- Mehrofensteuerung mit dem VITA vPad excellence und der VITA SWITCHBOX für bis zu 4 Öfen
- Versorgen Sie in Kombination mit der VITA MultiPump bis zu 4 Öfen mit Vakuum
- Geführte Ersteinrichtung
- Profilmanagement
- Vorinstallierte Brennprogramme zu den VITA Materialien und gängigsten CAD/CAM Materialien
- Frei gestaltbare Desktops
- Digitale Assistenzfunktion
- Integrierte Verarbeitungsanleitungen für alle VITA / Materialien
- Qualitätssicherung durch Speicherung aller Brennprogramme
- Webbrowser
- Service- und Überwachungsprogramme:
- Datentransfer von Profilen, Brennprogrammen und Gerätedaten auf andere VITA vPad excellence und PC möglich

VITA MultiPump

Zur Versorgung von bis zu vier Brennöfen mit nur einer Vakuumpumpe. Ab dem zweiten Ofen als Zubehör zur VITA Vakuumpumpe mit dazubestellen. Nur verwendbar in Kombination mit VITA vPad excellence.



vPad comfort

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

267177 1.400,00

vPad excellence

267113 1.930,00

Zubehör

MultiPump

247262 733,50

Labolight Duo, GC

Für indirekte Composites: LED-Dual-Lichthärtegerät mit zwei Lichthärte-Methoden.

Lichthärtegerät, das zwei Lichthärteverfahren kombiniert: Zwischenhärten (Intervall Modus) und Endhärten (Vollmodus).

- Doppelte Wellenlängen-LED-Technologie mit langer Lebensdauer und einem Spektrum von: 12 blauen LEDs: 465 nm-485 nm / 3 violetten LEDs: 390 nm-400 nm
- Optimale Aushärtung von allen dentalen lichthärtenden Materialien
- Einfacher Zugang / breite Öffnung
- Automatisches Rotationssystem mit reflektierender Platte für eine optimale Lichtverteilung
- Objektträger für eine wirksame Positionierung der Objekte während der Lichthärtungszyklen



Labolight Duo

250787 2.920,81

Abmessungen B x H x T:

- 159 x 297 x 290 mm (geschlossen)
- 159 x 418 x 307 mm (geöffnet)

Gewicht:

- 5,3 kg

Netzspannung:

- 100 - 240 V AC, 50-60 Hz, 1,2 A MAX

EyeEvolution, Dreve

Das EyeEvolution ist ein Licht-Polymerisationsgerät auf LED-Basis für alle lichthärtenden Materialien mit Ausnahme von zahnfarbenen Kompositen. Die eingebauten LEDs decken sowohl die notwendigen UVA- sowie Blaulichtbereiche ab und bieten bei extrem geringer Wärmebelastung eine sehr hohe Eindringtiefe der zu polymerisierenden Objekte.

Einsetzbar für marktübliche Basismaterialien:

- Aufbaukunststoffe in der Schienentechnik
- Individueller Löffelmaterialien
- Versiegelungslacke
- Ausblockkunststoffe



EyeEvolution

232036 607,00

Abmessungen H x B x T:

- 205 x 205 x 255 mm

Gewicht:

- 1,5 kg

Netzspannung:

- 240 V/50-60 Hz, 0,7 A

Leistungsaufnahme:

- *max. 18 W

Polymerisationspeak:

- 385-390 + 465-470 nm

Zeitprogramme:

- 1/ 2/ 3/ 5/ 10 Min.

PCU LED N2 Lichtpolymerisationsgerät, Dreve

Hochleistungslichtgerät mit Xenon-Stroboskop-Blitzlampen zur Nachhärtung generativ gefertigter Bauteile. Die Bauteile werden unter Schutzgasatmosphäre mit Xenon-Stroboskop-Lampen komplett durchgehärtet / ohne Inhibitionsschicht.



Lichtpolymerisationsgerät PCU LED N2

271849 5.239,00

Abmessungen (H x B x T):

- 195 x 517 x 295 mm

Polymerisationskammer:

- 40 x 140 x 180mm

Gewicht:

- 16,6 kg

EyeEvolution Max, Dreve

Das EyeEvolution Max ist ein multifunktionales Gerät, das alle Verblendkomposite schnell und zuverlässig härtet.

- Schnelle DWL® DoubleWaveLengths-Technologie: LEDs mit 385 nm + 465 nm
- Neuartige 180° Schwenkautomatik inkl. Spiegelteller
- Optimale Durchhärtung garantiert
- Platzsparend und multifunktional



EyeEvolution Max

244493 1.430,00

Abmessungen H x B x T:

- 205 x 205 x 255 mm

Gewicht:

- 1,8 kg

Netzspannung:

- 240 V/50-60 Hz, 0,7 A

Leistungsaufnahme:

- *max. 30 W

Polymerisationspeak:

- 385-390 + 465-470 nm

Zeitprogramme:

- 1/ 2/ 3/ 5/ 10 Min.

Verblendtechnik / Lichtpolymerisation

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

MultiSpot Handpolymerisationsgerät, Dreve

Handpolymerisationsgerät mit modernster DWL®-Technologie (DoubleWaveLengths). Lichthärtende Materialien werden sofort fixiert und angehärtet. Durch gleichzeitigen Einsatz von UV- und blauem Licht ist MultiSpot® für alle dentalen Werkstoffe geeignet, vom Komposit bis zum Versiegelungslack. MultiSpot® ist die perfekte Ergänzung zu den EyeVolution®-Polymerisationsgeräten.



MultiSpot Handpolymerisationsgerät

244624 256,00

Lieferumfang:
• Ladegerät

Abmessungen:

• 140 x 30 mm

Gewicht:

• 0,14 kg

Polymerisationspeak:

• 385-390 + 465-470 nm

Zeittakt:

• 20 Sekunden

Formlabs Form Cure Lichtpolymerisationsgerät, Formlabs

Form Cure bietet eine zuverlässige, professionelle Lösung zum Aushärten, bei der Licht- und Temperatureinwirkung präzise gesteuert werden, damit die Druckteile ihre optimalen Materialeigenschaften entfalten.

• Die präzise Steuerung der Temperatureinwirkung ist maßgeblich für ein erfolgreiches

Nachhärten. Die Kammer des Form Cure kann Temperaturen bis zu 80 Grad erzeugen.

• 13 LEDs geben Lichtwellen von 405 nm ab, um die Aushärtereaktion auszulösen und das

Druckteil unter gleichzeitiger Wärmezufuhr auszuhärten.

• Ein Drehtisch, Wärmezufuhr und Multi-Richtung-LEDs sorgen dafür, dass das Teil während des Nachhärtens gleichmäßig bestrahlt wird



Form Cure

260296 683,06

Speed-Labolight, Hager & Werken

Universal Lichtpolymerisationsgerät

• Für eine Vielzahl von Dentalkunststoffen

• Nanometerbereich 320 / 550 nm

• Optimierte Lichtmischung für eine homogene und sichere Aushärtung

• Ringförmige Anordnung von acht Stablichtern um einen Drehteller (Ø 14 cm) und eine Halogenlampe

• Intervalldrehteller für gleichmäßige Lighteinwirkung und Aushärtung

• Einstellbar von einer Sekunde bis 99 Minuten, Überhitzungsschutz, Polymerisationstemperatur

in der Kammer steigt nicht über 40°C

• Langlebige (ca. 1.000 Stunden), leicht austauschbare Leuchtmittel

• Akustisches Signal zum Polymerisationsende

• Betriebsstundenzähler



Speed-Labolight

59810 1.499,00

Lieferumfang:

• inkl. 13 Leuchtmittel

• 8 x 9 Watt T 1 (Weißlicht)

• 4 x 9 Watt T 8 (UV-A)

• 1 x 150 Watt (Halogen)

Abmessungen B x H x T:

• 250 x 290 x 240 mm

Gewicht:

• 7 kg

Durchmesser Drehteller:

• Ø 14 cm



Alle Materialien zu CAD/CAM Systemen finden Sie in unserem Labor-Katalog im Kapitel 7

Verblendtechnik / Lichtpolymerisation

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

PrograPrint Cure, Ivoclar Digital

Das Lichthärtegerät PrograPrint Cure mit LED-Technologie dient der Aushärtung der erzeugten Druckobjekte. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtintensität aus. Das Licht verteilt sich dank spezieller Innenverspiegelung gleichmässig in der Polymerisationskammer und sorgt so für eine ideale Belichtung der Druckobjekte. Die Druckobjekte können mitsamt der Bauplattform des PrograPrint PR5 bequem in den Polymerisationsraum eingelegt werden.

NEU



PrograPrint Cure

Lieferumfang:
 • Netzkabel
 • Bedienungsanleitung
 • Polymerisationstisch für C&B
 • Zubehörset
 • Kronenträger
 • Objektträger

276384 4.500,00

Wellenlängen:

• 405 / 460 nm

Steuerung:

• Eingebauter Touchscreen

Gewicht:

• 17 kg

Abmessung (B x H x T):

• 245 x 440 x 490 mm

HiLite power 3D, Kulzer

HiLite power 3D ist das Hochleistungs-Lichtpolymerisationsgerät für die sichere und effiziente Polymerisation aller lichthärtenden Dentalwerkstoffe. Die Auswahl von drei unterschiedlichen Belichtungszeiten mit 6, 90 und 180 Sekunden machen HiLite power 3D zu einem echten Allrounder.

Vorteile auf einen Blick:

- Großes Lichtspektrum (390 / 540 nm)
- Kurze Polymerisationszeiten
- Effizientes Wärmemanagement
- Eine Geräteversion für alle Länderspannungen
- Fehlerüberwachung und Dokumentation über Chipkarte



HiLite power 3D

Lieferumfang:
 • Chipkarte
 • Objekthalter
 • 2 x Model tray

260803 3.142,00

Abmessungen B x H x T:

• 225 x 230 x 345 mm

Gewicht:

• 9,5 kg

Netzspannung:

• 100 / 115 / 230 V

Polycure, Reitel

Das innovative Lichthärtegerät aus hochwertigem Edelstahl bietet drei Lichtfrequenzen für verschiedenste Materialien. Langlebige Hochleistungs-LEDs, ein großflächiger Drehteller sowie die integrierte Lüftung des Innenraums sorgen für optimale Aushärtungsbedingungen. Ideale Bedienbarkeit wird durch die individuelle Zeiteingabe am elektrischen Timer und die große Zugriffsfläche über den Klappdeckel gewährleistet.



Polycure

270417 1.500,00

Netzanschluss:

• 230 V/50-60 Hz

Leistung:

• 30 W

Wellenlänge:

• 385 - 390 nm

• 405 - 410 nm

• 465 - 470 nm

Abmessungen H x B x T:

• 210/440 x 210 x 335 mm

Gewicht:

• 5,5 kg

Durchmesser Drehteller:

• 125 mm

Luxomat D, AI Dente

Leistungsstarkes Lichtpolymerisationsgerät mit 2 UVA-Leuchtstofflampen und 2 Blaulichtlampen

- Für lichthärtende Löffelplatten, Ausblockmaterial, Versiegelungslacke
- Ausreichend Platz zur Aufnahme von bis zu 4 Modellen
- Polymerisationslicht für gleichmäßige Aushärtung der Kunststoffe
- Spektralbereich 350-500 nm



Luxomat D

Lieferumfang:
 • inkl. Leuchtmittel

154761 411,80

Stück

UVA-Leuchtstofflampe

9 W 78, 350 - 400 nm

75174 21,15

UVA-Leuchtstofflampe

9 W 71, 400 - 500 nm

75175 21,15

Abmessungen B x T x H:

• 245 x 250 x 170 mm

Gewicht:

• 3 kg

Verblendtechnik / Lichtpolymerisation

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

LC-6 Light Oven, Scheu-Dental

Leistungsstarkes Lichtpolymerisationsgerät für bis zu vier Modelle oder einen Fixator. Ausgestattet mit 6 Leuchtstoffröhren / je 3 UVA- und 3 Blaulichtströhren / sowie einem Aluminiumreflektor wird eine homogene Ausleuchtung des Polymerisationsraums gewährleistet. Der Spektralbereich des Lichthärtegerätes liegt zwischen 350 und 450 nm.



LC-6 Light Oven

Lieferumfang:
• inklusive 6 Leuchtmittel á 9 Watt

Leistung:

• 230/115 V

Maße (B x H x T):

• 240 x 180 x 270 mm

Gewicht:

• 3 kg

246664 479,20

IMPRIMO Cure Lichtofen, Scheu-Dental

Lichtofen für die Polymerisation von 3D-gedruckten Objekten mit LED-Belichtungstechnologie und Schutzgasvorrichtung (Stickstoff), um die Bildung einer Inhibierungsschicht zu vermeiden. Die Steuerung der Belichtungsparameter erfolgt über Touchscreen. Integrierte Sensoren messen den Schutzgasfluss in der Polymerisationskammer und informieren den Anwender über den Zustand der Leuchtmittel.



Imprimo Cure

Lieferumfang:
• Lichthärtegerät
• Netzkabel
• Bodenplatte für Polymerisationskammer
• Druckminderer mit passendem Schnellverschluss-Adapter
• 2,5 m Schlauch Ø 6 mm
• Teflon-Dichtungsband

Zubehör Set

• Druckminderer mit passendem Schnellverschluss-Adapter
• 2,5 m Schlauch Ø 6 mm
• Teflon-Dichtungsband

Dual Wellenlänge:

• 365 / 405 nm

Lichtquelle:

• UV-LED

Abmessungen außen:

• 405 x 210 x 430 mm

Abmessungen UV-Kammer:

• 167 x 115 x 105 mm

Netzwerk Kompatibilität:

• WiFi

Sensor:

• Gas-Druck, UV-Sensor

Arbeitsdruck:

• 1,8 bar

270118 2.990,00

273311 249,50

Solidilite V, Shofu

Lichtpolymerisations-Gerät für das Dentallabor.

- Komfortable, einfache Bedienung
- Drei Belichtungsprogramme (1 Min. / 3 Min. / 5 Min.) sowie individuell einstellbare Polymerisationszeiten
- Schattenfreie Belichtung des Komposits durch den höhenverstellbaren Drehteller
- Effizientes Wärmeleitsystem
- Elektronische Betriebsstundenzählung
- Verlängerung der Leuchtdauer und Intensität der Halogenstrahler durch Softstartfunktion



Solidilite V

Lieferumfang:
• Post-Set Haltepins
• Post-Stand Objektträger

Abmessungen H x B x T:

• 354 x 230 x 252 mm

Gewicht:

9,5 kg

Spektralbereich:

400 - 550 nm

208410 2.220,00

Sublite V, Shofu

Vorpolymerisations-Gerät für das Dentallabor.

- Zeitsparende Vorpolymerisation auf dem Arbeitsmodell
- Komfortable Einhandbedienung
- Zwei Belichtungsprogramme (Antippen des Betätigungshebels 5 Sek. / anhaltender Druck max. 20 Sek.)
- Lichtschutz horizontal und vertikal justierbar



Sublite V

208411 720,00

Abmessungen H x B x T:

252 x 112 x 210 mm

Gewicht:

2,5 kg

Fräsgerät D-F 45, Harnisch & Rieth

Das Präzisionsfräsgerät D-F 45 ist mit seinem sehr übersichtlichen, soliden Aufbau und seiner einfachen Handhabung das ideale Gerät für wirtschaftliches Qualitätsfräsen im zahnmedizinischen Labor. Angetrieben von einem robusten Mikromotor fortschrittlichster Technik und einer sehr geräuscharmen Frässpindel, wird stufenlos und gleichbleibend durchzugskräftig von 2.400 bis 40.000 U/min. geregelt. Rechts- und Linkslauf stehen zur Verfügung.



Fräsgerät D-F 45

Lieferumfang:
• inkl. Spannzange 2,35 mm

280810 5.490,00

Abmessungen B x T x H:

• 175 x 320 x 500 mm

Drehzahl in U/min.:

• 1.000 bis 40.000

Motordrehmoment:

• 7 Ncm

Rundlaufgenauigkeit:

• 0,015 mm

Spannzange:

• Ø 3,00 mm (optional)

Gewicht:

• 11,5 kg

Gehäuse:

• Langlebiges, umweltfreundliches Aluminiumgehäuse eloxiert

- Sehr kraftvolle Frässpindel mit höchster Laufruhe
- Magnetspannung für Modelltisch (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Vibrationsfreies Fräsen durch äußerst stabile Bauform
- Optimale Ausleuchtung durch 4 kreisförmig angeordnete Hochleistungs- LEDs

NEU

S1 Basic Fräsgerät, Schick

Das bewährte S1 Fräsgerät zum Fräsen, Vermessen, Übertragen oder Ausblocken wurde weiter entwickelt und sorgt durch die optimierten Besonderheiten für noch bessere Arbeitsergebnisse. Highlight des S1 Basic Fräsgerätes ist die verbesserte Ergonomie durch den erhöhten Sockel sowie das verlängerte Griffstück der Frässpindel für entspanntes Arbeiten. Mit Drehzahlen von bis zu 40.000 U/min und einer kollektorlosen Frässpindel. Eine weitere Besonderheit ist der optional erhältliche LED-Lichtkopf.



S1 Basic Fräsgerät

Lieferumfang:
• S1 Basic Grundeinheit
• S1 Basic Frässpindel inkl. Kabel
• Q Basic Steuergerät ST
• Modelltisch
• Netzleitung
• Spannungenschlüssel
• Gegenschlüssel
• Staubschutzhülle S1

253726 2.994,00

Zubehör

Lichtkopf 245475 431,88
Stromversorgung für Lichtkopf 254386 134,00

Abmessungen B x H x T:

• 220 x 400 x 270 mm Fräsgerät

• 155 x 75 x 155 mm Steuergerät

Gewicht:

• 7,2 kg Fräsgerät

• 670 g Steuergerät

Drehzahlbereich:

• 1.000 - 10.000 U/min

Drehmoment Motor:

• 6,7 Ncm

Spannzange:

• siehe S2



Optional ist Keramik-Frässet zur Nassbearbeitung erhältlich.



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

S2 Profi Fräsgerät, Schick

Durch die gehobene technische Ausstattung platziert sich das S2 Profi Fräsgerät zwischen dem S1 Basic und dem S3 Master und präsentiert sich als echtes All-round-Fräsgerät. Der äußerst massive Aufbau von Fräsarm und Säule verhindert jegliche Schwingungen und ermöglicht somit beste Fräsergebnisse.

- Kraftvolle Frässpindel mit höchster Lauf-
ruhe
- LED-Lichtkopf zur optimalen Ausleuch-
tung
- Magnetspannung für Modelltisch
- Äußerst stabile Bauform für vibrations-
freies Fräsen
- Keramik-Frässet zur Nassbearbeitung
optional erhältlich



S2 Profi Fräsgerät

Lieferumfang:
Fräsgerät S2 Profi
• Frässpindel mit Lichtkopf

Zubehör

Modelltisch	23335	391,25
Übertragungsspindel 2,35 mm	237711	50,50
Minenhalter 2,35 mm	224486	45,63

Abmessungen B x H x T:

- 240 x 507 x 345 mm

Gewicht:

- 13 kg

Drehzahlbereich:

- 1.000 - 40.000 U/min

Drehmoment Motor:

- 7 Ncm

Spannzange:

2,35 mm inkl. Anschlag für Kurzwerkzeuge
(3,00 mm optional erhältlich)

260895 **4.679,00**

S3 Master Fräsgerät, Schick

Top-Modell der Schick Fräsgeräte.

- Höhenverstellbarer Frästisch
- Einstellbare Armauflagen
- Flexibler Bediensatellit
- Optimale Ausleuchtung durch LED-
Lichtkopf
- Dreidimensionaler Fräsarm mit Magnet-
spannung
- Drittes Gelenk für maximale Bewe-
gungsfreiheit
- Magnetspannung für Modelltisch
- Drehzahl 1000 - 50000 U/min
- 7,8 Ncm Drehmoment
- Spannzange Ø 2,35 mm inkl. Anschlag
für kurze Werkzeuge (auf Wunsch
Ø 3,0 mm)



S3 Master Fräsgerät

Lieferumfang:
Fräsgerät S3 Master
• Frässpindel
• Lichtkopf

Zubehör

Modelltisch	23335	391,25
Vermessungsspindel 2052/1	259776	175,63
Übertragungsspindel 2,35 mm	237711	50,50
Minenhalter 2,35 mm	224486	45,63

Abmessungen B x H x T:

- 300 x 500 x 420 mm

Gewicht:

- 23 kg

232689 **8.033,00**



**Optional ist ein Keramik-Frässet zur
Nassbearbeitung erhältlich**

Keramik-Frässet für S1 und Fremdgeräte, Schick

Beim Nassfräsen trocken bleiben:
Schick Keramik-Frässet zum Nachrüsten
des S1 Fräsgerätes, sowie für Fremdgeräte
Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Hochleistungsturbine mit einer Drehzahl
von 300.000 U/min
- Schont Ihr Fräsgerät und Ihre Gesundheit
durch Anschluss über den Abscheider an
eine

Zentralabsaugung oder alternativ an einen
Nasssauger

- Rostfreier Modelltisch aus Edelstahl
- Alle Komponenten sind auch einzeln er-
hältlich



Set

Lieferumfang:
• Absaugwanne
• Abscheider
• Turbine T100
• Adapter für Turbine
• Modelltisch Edelstahl
• Lichtkopf für Turbine
• Stromversorgung Lichtkopf
• Diamant-Werkzeugsatz Turbine
1,6 mm (8 Stück)
• Polierset 2,35 mm (3 Stück)

232843 **4.329,00**

Keramik-Frässet S2 / S3, Schick

Beim Nassfräsen trocken bleiben:
Schick Keramik-Frässet zum Nachrüsten
des S2- oder S3 Fräsgerätes

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Nachrüstung des S2- oder S3 Fräsgerätes
- Hochleistungsturbine mit einer Drehzahl von 300.000 U/min
- Schont Ihr Fräsgerät und Ihre Gesundheit durch Anschluss über den Abscheider an eine

Zentralabsaugung oder alternativ an einen Nasssauger

- Rostfreier Modelltisch aus Edelstahl
- Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich



Set

Lieferumfang:

- Absaugwanne
- Abscheider
- Turbine T100,
- Modelltisch Edelstahl
- Lichtkopf für Turbine
- Diamant-Werkzeugsatz Turbine 1,6 mm (8 Stück)
- Polierset 2,35 mm (3 Stück)
- Adapter für Turbine

232842	4.199,00
--------	-----------------

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Varseo XS, Bego

Preisgünstigster hochauflösender DLP 3D-Drucker mit überragender Detailgenauigkeit.

- Baugeschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der zu produzierenden Elemente
- Handliche Bauplatte / Druck von bis zu 20 Kronen oder zwei großspannigen Brücken bis zu sieben Gliedern möglich
- Netzwerkfähigkeit über W-LAN oder Ethernet Anschluss des Gerätes erlaubt schnellen und unkomplizierten Datenaustausch zum PC
- Auswechselbare Harzwanne ermöglicht einfachen Materialwechsel
- Kompaktes und ansprechendes Design

Geeignet für folgendes Materialspektrum:

- VarseoSmile Crown plus
- VarseoSmile Temp
- VarseoWax CAD/Cast

NEU



Varseo XS

Lieferumfang:

- Aktivierung eines Materialschlüssels Ihrer Wahl:
 - Aktivierung Varseo XS Materialschlüssel VarseoSmile Crown plus
 - Aktivierung Varseo XS Materialschlüssel VarseoSmile Temp
 - Aktivierung Varseo XS Materialschlüssel VarseoWax CAD/Cast
- Original-Betriebsanleitung Varseo XS (auf dem mitgelieferten USB-Stick)
- Installationskurzanleitung
- Edelstahl-Spachtel
- Bauplatzform
- Harzwanne
- BEGO CAMcreator Print
- Netzkabel, Netzteil
- USB-Stick mit Daten
- Behälter
- Handschuhe

Abmessungen: (B × H × T)

- 290 × 357 × 427 mm

Gewicht:

- 11 kg

Nennspannung:

- 100/240 VAC, 50/60 Hz

Nennleistung:

- 100 VA

Bauvolumen (L × B × H):

- 64 × 40 × 120 mm

Auflösung (X, Y, Z):

- 50 µm

Baurate:

- ca. 30 mm/h

269955 **2.990,00**

Form 3B Drucker, Formlabs

Der Form 3B ist ein fortschrittlicher Desktop 3D-Drucker, der für biokompatible Materialien optimiert wurde. Unser präzises, zuverlässiges Ökosystem vereinfacht die Herstellung von zahnmedizinischen Vorrichtungen, so dass ein besseres klinisches Ergebnis nur wenige Klicks entfernt ist. Bei der fortschrittlichen Low Force Stereolithography (LFS)TM Technologie kommt ein flexibler Harztank sowie eine maßgefertigte, vom Kunden austauschbare Light Processing Unit (LPU) zum Einsatz, um durchgehend genaue Teile zu produzieren. Verringerte Abzugskräfte führen zu einer beeindruckenden Oberflächenbeschaffenheit und Teiletransparenz / ganz ohne Nachbearbeitung.



Form 3B Basic

Lieferumfang:

- Printer Form 3B
- Konstruktions-Plattform
- Finish-Kit
- Resin-Tank

Form 3B Complete Package

Lieferumfang:

- Printer Form 3B
- Konstruktions-Plattform
- Finish-Kit
- Resin-Tank
- PreForm-Software
- DSP (Dental Service Plan durch Formlabs)
- 1 x Form Wash Reinigungsgerät
- 1 x Form Cure Polymerisationsgerät
- 1 x Model Resin 1 L

276750 **3.934,00**

276748 **5.034,00**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
260296	683,06

Formlabs Form Cure

Lichtpolymerisationsgerät, Formlabs

Form Cure bietet eine zuverlässige, professionelle Lösung zum Aushärten, bei der Licht- und Temperatureinwirkung präzise gesteuert werden, damit die Druckteile ihre optimalen Materialeigenschaften entfalten.

- Die präzise Steuerung der Temperatureinwirkung ist maßgeblich für ein erfolgreiches

Nachhärten. Die Kammer des Form Cure kann Temperaturen bis zu 80 Grad erzeugen.

- 13 LEDs geben Lichtwellen von 405 nm ab, um die Aushärtereaktion auszulösen und das

Druckteil unter gleichzeitiger Wärmezufuhr auszuhärten.

- Ein Drehtisch, Wärmezufuhr und Multi-Richtung-LEDs sorgen dafür, dass das Teil während des Nachhärtens gleichmäßig bestrahlt wird



Form Cure

Formlabs Form Wash Reinigungsgerät, Formlabs

Automatische Reinigung mit Form Wash.

- Durch ein rotierendes Laufrad im Form Wash wird Isopropylalkohol (IPA) auch an schwer zugängliche Stellen Ihrer Druckteile gespült. So werden sie jedes Mal einwandfrei sauber.

- Die Druckteile werden vom Form 2 direkt in Form Wash platziert. Dabei können sie einfach auf der Konstruktionsplattform bleiben oder einzeln in den Korb gelegt werden.

- Manuelles Waschen erfordert viel Sorgfalt, da sich Teile verformen können, wenn sie zu

lange im IPA liegen bleiben. Form Wash hebt Teile nach Ende des Auswaschprozesses

automatisch aus dem IPA. Die Teile trocknen an der Luft

- Form Wash hat ein Fassungsvermögen von 8,6 Litern IPA, genug zum Waschen von etwa

70 Druckteilen. Ein eingebautes Hydrometer gibt an, wann Sie das IPA auswechseln müssen. Dank einer Siphonpumpe lässt sich das IPA einfach aus dem Waschbehälter leeren und neu einfüllen.



Form Wash

Lieferumfang:

- inkl. Hydrometer
- Ablage
- Siphon Pumpe

260641	416,94
--------	--------



Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

PrograPrint PR5, Ivoclar Digital

Der 3D-Drucker PrograPrint PR5 mit speziell entwickelter Light Engine ist das Herzstück des PrograPrint-Systems. Er ist eigens für dentale Anwendungen entwickelt, überzeugt durch seine einfache Handhabung und druckt mit bestechend hoher Präzision. Die Light Engine ist mit hochwertiger LED-Lichtquelle ausgestattet. Die Materialien härten durch UV-Licht mit einer Wellenlänge von 388 nm aus. Die hohe Präzision und Lichtintensität wird durch eine laufende automatische Kalibrierung ermöglicht. Die Light Engine wurde auf Basis des DLP-Verfahrens entwickelt und weist eine hohe Auflösung von 4 Millionen Pixel auf. Mit einer exakten Pixelgrösse von 49 µm und Schichtstärken von 50/100 µm lassen sich hochpräzise Druckobjekte auf der gesamten Bauplattform fertigen.



PrograPrint PR5

Lieferumfang:

- Grundgerät
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- PrograPrint Stage
- PrograPrint Cartridge
- Div. Zubehör

282743 21.900,00

Abmessungen B x H x T:

- 455 x 758 x 550 mm

Gewicht:

- 54 kg

Abmessungen Bauplattform:

- 125,44 x 78,4 mm

NEU

PrograPrint Cure, Ivoclar Digital

Das Lichthärtegerät PrograPrint Cure mit LED-Technologie dient der Aushärtung der erzeugten Druckobjekte. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtintensität aus. Das Licht verteilt sich dank spezieller Innenverspiegelung gleichmässig in der Polymerisationskammer und sorgt so für eine ideale Belichtung der Druckobjekte. Die Druckobjekte können mitsamt der Bauplattform des PrograPrint PR5 bequem in den Polymerisationsraum eingelegt werden.



PrograPrint Cure

Lieferumfang:

- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Polymerisationstisch für C&B
- Zubehörset
- Kronenträger
- Objektträger

276384 4.500,00

Wellenlängen:

- 405 / 460 nm

Steuerung:

- Eingebauter Touchscreen

Gewicht:

- 17 kg

Abmessung (B x H x T):

- 245 x 440 x 490 mm

NEU

PrograPrint Clean Reinigungsgerät, Ivoclar Digital

Das Reinigungsgerät PrograPrint Clean dient zur Reinigung der gedruckten 3D-Objekte mit Isopropanol (IPA). Es ermöglicht die Reinigung der Druckobjekte, während sie auf der Bauplattform fixiert sind. Der Magnetrührer mit automatischer Drehrichtungsänderung und die zweistufige Reinigungsmöglichkeit sorgen für ein optimales Ergebnis. Das Reinigungsgerät hat eine robuste und langlebige Metallkonstruktion. Es ist abgestimmt auf das ProArt Print-Material.



PrograPrint Clean Reinigungsgerät

Lieferumfang:

- Basisgerät mit Deckel
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- 2 Reinigungsbehälter
- 1 Magnetrührer
- 2 Magnettische
- 1 Bauplattformhalter
- 1 Gleitplatte
- 1 Handpumpe zur Behälterentleerung

282984 2.500,00

NEU

3D-Drucker

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Asiga Max 3D-Drucker, Scheu-Dental

Der Alleskönner im Desktopformat mit 385nm DLP-Technologie und umfangreichem Materialportfolio.

- Drahtloses Netzwerk
- Interaktive Bedienung über Touchscreen
- Webbasierte Steuerung und Überwachung
- Intelligentes Positionsanfahrtssystem (SPS) für exakte Druckergebnisse
- Antialiasing: Pixelgenaue Dosierung des Energieeintrages zur Erhöhung der Genauigkeit und der Oberflächengüte
- Tray mit RFID-Chip



Asiga Max 3D-Drucker

264368 9.950,00

Technische Daten:

- Auflösung 62 µm
- Bauraum 119 x 67 x 75 mm
- Bauhöhe 75 mm
- LED UV-HD-Beamer
- Lichtsensor für gleichbleibende Beamerleistung
- 385 nm DLP-Technologie
- Kompakte Desktoplösung
- Umfangreiches und abgestimmtes Materialportfolio

IMPRIMO Clean, Scheu-Dental

Reinigungsgerät für die schonende Reinigung von 3D-gedruckten Objekten. Der IMPRIMO® Clean erzeugt eine Kreisströmung in der Reinigungslösung, um die Gefahr von Mikrorissen in der Bauteiloberfläche zu verringern und die Bauteilqualität weiter zu steigern. Unterschiedliche Reinigungsprogramme ermöglichen die Abstimmung der Reinigung auf die gewählte Materialklasse und die Auswahl des Reinigungsmittels. Der einfach herausnehmbare Badeinsatz erlaubt einen schnellen und sauberen Wechsel der Reinigungslösung.



Imprimo Clean

273177 1.690,00

Flasche 1 l

IMPRIMO Cleaning Liquid

273178 19,30

SolFlex 170 3D-Drucker, Voco

SolFlex 3D-Drucker

- DLP-Verfahren mit langlebiger 385 nm UV-LED-Lichtquelle ermöglicht den klartransparenten Druck z.B. von Schienen
- Verarbeitung von mehrheitlich verwendetem STL-Format
- Hohes Wannenvolumen erlaubt die Fertigung über Nacht
- Patentierte Flex-Vat / sehr materialsparend, da weniger Stützmaterial notwendig



SolFlex 170 3D-Drucker

260580 11.600,00

Lieferumfang:

- 3D-Drucker
- Flex-Vat / Materialwanne flexibel
- Plattform / Bauplattform

Grundfläche

- 296 × 318 mm

Bauplattform

- 56 × 89 mm (1 Belichtungsfeld)

Max. Bauhöhe

- 120 mm

Schichtstärke

- 25 - 200 µm

Baukapazität

- Baugeschwindigkeit bis zu 138 mm/h, abhängig von Schichtstärke und Material

Pixelgröße

- 70 µm***

Genauigkeit

- 35 µm

Kompaktwaage EMB 2200-0, Kern & Sohn

Geeignet für den Einsatz als Gipswaage.

- Auto-Off-Funktion nach 3 Minuten
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Zuwiegefunktion
- Grosses Display
- Wägebereich bis 2,2 kg



Kompaktwaage EMB 2200-0

Lieferumfang:
• ohne Netzteil

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

150075 57,00

Netzadapter 230 V

142378 30,00

Abmessungen B x H x T:

- 170 x 39 x 244 mm

Ablesbarkeit:

- 1 Gramm

Gewicht:

- 750 g

Kompakt-Laborwaage EWJ 600-2M, Kern & Sohn

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

- Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht

standortunabhängig

- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB-Sticks etc. (optional)
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm



Kompakt-Laborwaage EWJ 600-2M

Lieferumfang:

- Arbeitsschutzhaube
- Netzadapter

266792 360,00

Abmessungen Wägefläche:

- Edelstahl 120 mm

Gesamtabmessungen B×T×H:

- 220×315×90 mm



Bitte geben Sie, bei Bestellung, für die werkseitige Eichung die Aufstelladresse an. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich. Die zusätzlichen Kosten für die werkseitige Eichung betragen 66,00 €.

Dosierwaage Digital, ERNST HINRICHS Dental

Wiegt mit Solarenergie, überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen genutzt. Wägebereich max. 2.000 g.

0 - 100 g d = 0,5 g / 100 - 2.000 g d = 1 g

NEU



Dosierwaage Digital

278350 79,33

Farbbestimmung

Easyshade V, Vita

Optimale Farbbestimmung, maximale Sicherheit. Für die präzise, schnelle und zuverlässige Farbbestimmung natürlicher Zähne sowie keramischer Restaurationen.

- Präzise und reproduzierbare Zahnfarbbestimmung in Sekunden dank modernster Messtechnik
- Objektive, zuverlässige Messergebnisse aufgrund umgebungsunabhängiger LED-Technologie
- Prozesssicher und wirtschaftlich durch exakte Zahnfarbinformationen in den VITA Farbstandards für eine sichere Farbproduktion und somit Reduktion von Farbkorrekturen
- Einfache, intuitive Anwendung dank Touchdisplay mit selbsterklärender Software
- Effiziente, digitale Kommunikation für den Datenaustausch von Zahnfarb- und Bildinformationen zwischen Praxis und Labor via Smartphone-App VITA mobileAssist und PC-Software VITA Assist



Easyshade V

Lieferumfang:

- VITA Easyshade V Handstück
- Easyshade V Ladestation
- VITA Assist (Tooth Configurator)
- Bluetooth Dongle
- 2 Packungen Infektionsschutzfolie à 18 Stück

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

244699 1.657,50

Dialite Vision 2 x 55 Watt, Eickhorst

Arbeitsplatzleuchte für universelle Anwendungen mit großer Auswahl an individueller Lichtleistung.

- Robuste Bauart in formschöner Gestaltung für lange Lebensdauer
- Die DIALITE Vision-Serie ist in abgestuften Lichtstärken verfügbar: 2 x 55 Watt, 2 x 36 Watt, 2 x 24 Watt
- Parallel angeordnete energiesparende Kompakt-Leuchtstofflampen, jeweils einzeln schaltbar
- Doppel-Federarme in innovativer, robuster Technik. Für federleichte schwebende Beweglichkeit an kräftigen, stabilen Gelenken
- Indirektes Licht und Wärmeableitung: Die indirekte Raumbelichtung trägt zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei. Das Metallraster an der Oberseite sorgt für Wärmeableitung
- Lampenbetrieb mit EVG gewährleistet absolute Flimmerfreiheit



Dialite Vision

Lieferumfang:
• ohne Leuchtmittel

Zubehör

Tisch-Schraubzwinde AN/S
Tisch-Schraubzwinde TKS-VIS
Tisch-Aufschraubbuchse

Abmessungen H x B x T:

• Reflektor 45 x 615 x 145 mm

Gewicht:

3,5 kg

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
11349	749,00

Lupenleuchte varioLEDflex, Eschenbach - Optik

Lupenleuchte mit asphärischer PXM-Leichtlinse, ermöglicht randscharfe, verzerrungsfreie Abbildung. LED Ring- und Segmentbeleuchtung erlaubt homogene, schattenfreie Ausleuchtung.

- Großes Sehfeld mit 76mm Ø Linsen bei 2,5-facher Vergrößerung / 6 dpt
- Beleuchtungsstärke ca. 6.000 lx (in 150 mm Arbeitsabstand)
- Befestigung über massive Tischklemme aus Stahl



Lupenleuchte vario LEDflex

Lieferumfang:
• Vario LED flex 350 mm
• verschiedene Netzadapter

Lupenleuchte vario LEDflex

Lieferumfang:
• Vario LED flex XL 600 mm
• verschiedene Netzadapter

233632 439,00

233633 479,00

Die XL-Version verfügt über eine Stativlänge von 600 mm

Arbeitsplatzleuchte F1-90/55, Freuding

Höhenverstellbare Einzelplatzbeleuchtung.

- Mit einer Energie-Sparröhre Dulux L/12 55 Watt
- Flimmer- und streifenfreies Tageslicht
- Einwandfreie, blendfreie Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- Standfuß mit integrierter Doppelsteckdose
- Als Links- oder Rechtsausleger lieferbar



Arbeitsplatzleuchte F1-90/55
Stativ links, weiß

18659 1.059,00

Arbeitsplatzleuchte F1-90/55
Stativ rechts, weiß

18660 1.059,00

Arbeitsplatzleuchte F1-90/55
Stativ links, silber

212002 975,00

Arbeitsplatzleuchte F1-90/55
Stativ rechts, silber

193429 975,00

Spannung:

• 230 V / 50/60 Hz

Beleuchtungsstärke:

• 1400 - 6500 Lux bei Abstand von 750 bis 300 mm



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Beleuchtung / Mikroskopie

LED Arbeitsleuchte Mini mit Gelenkarm, Reitel

Die REITEL LED ARBEITSLEUCHTE MINI bietet neben dem ansprechenden Design und der extrem leichten Bauweise eine hervorragende Leuchtkraft (2.510 Lux bei 0,5 m) und somit beste Sicht auf Ihr Arbeitsumfeld. Durch einen Dimmer kann sowohl die Lichtfarbe (kaltes Licht: ca. 6.500 K - ähnlich dem Tageslicht / warmes Licht: ca. 3.000 K) als auch die Helligkeit individuell eingestellt werden. Einstellungen, die häufig verwendet werden, können auf drei Speicherplätzen gespeichert bzw. durch einfachen Knopfdruck wieder abgerufen werden.

- Lichtfarbe und Helligkeit individuell einstellbar
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Einfache Bedienung
- Drei Speicherplätze
- Gelenkarm mit fünf Verstellpunkten



LED Arbeitsleuchte Mini mit Gelenkarm

Lieferumfang:

- Zwinge
- Netzteil
- Leitung

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
271027	800,00

LED Arbeitsleuchte Comfort mit Gelenkarm, Reitel

Die REITEL LED ARBEITSLEUCHTE COMFORT überzeugt durch ansprechendes Design, eine extrem leichte Bauweise und eine sehr hohe Leuchtkraft (4.650 Lux bei 0,5 m).

Der Gelenkarm für die Tischmontage wird als Set mitgeliefert. Durch drei verschiedene Gelenkpunkte kann die Leuchte nahezu vollkommen flexibel in alle Richtungen bewegt werden - z.B. auch direkt über ein zu bearbeitendes Objekt.



LED Arbeitsleuchte Comfort mit Gelenkarm

Lieferumfang:

- Montagewinkel
- Netzteil
- Leitung

271029	1.100,00
--------	----------

Gelenkleuchte RMD Slim Line LED SL II 24W, Rolf Meier Lichttechnik

LED Gelenkleuchte. Lichtstark mit sehr hoher Farbwiedergabe und Lichtfarbe Tageslicht. Gaziler, flacher Leuchtenkopf.

- 46 tageslichtweiße Midpower- LED's, Farbtemperatur 5500 bis 5700Kelvin
- Farbwiedergabe CRI 90+(typ.93)
- Beleuchtungsstärke (40cm) bis 4700lx
- Dimmbar
- Keine IR- und UV-Lichtemissionen
- Abmessungen 586 x 111 x 35,5 (LxBxH in mm)



RMD Slim Line LED SL II 24W

Lieferumfang:

- ohne Befestigung

267483	515,00
--------	--------

Zubehör:

Tischklemme 16-85 mm	255108	19,00
Tischklemme 0-44 mm	259701	19,00
Tischstandfuß für Slim-Line Leuchten	255110	97,00



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Gelenkleuchte Slim Line SL III LED Premium 32W, Rolf Meier Lichttechnik

LED-Gelenkleuchte für zahnmedizinische Arbeitsplätze. Neuentwickelter schlanker Gasdruckfederarm.

Parallelogramm / Leuchtenkopf bleibt beim Verstellen in der gewählten Position

- Serienmäßig stufenlos und flimmerfrei dimmbar mit Memoryfunktion
- Extrem lichtstark durch doppelreihige LED-Anordnung, großflächige Ausleuchtung / bis zu 6800 lx Beleuchtungsstärke!
- 96 tageslichtweiße Midpower-LEDs 5700K mit sehr hoher Farbwiedergabe / CRI > 90 (typisch 93)
- Langlebige, nahezu wartungsfreie Leuchte: LED-Lebensdauer bis zu 50.000h
- Universalfansch 60x60 mm (inkl.) / Tischklemmen, Wandwinkel und Tischfuß als Zubehör



Slim Line SL III LED Premium 32W

Lieferumfang:

- inkl. Netzleitung
- ohne Befestigung

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
271261	702,00

Gelenkleuchte Special Vario S LED 54W, Rolf Meier Lichttechnik

Gelenkleuchte, speziell für die besonderen Anforderungen von Dental-Arbeitsplätzen entwickelt. Höchste Farbwiedergabe CRI=95, Farbtemperatur ca. 5700 Kelvin

- Langlebige, nahezu wartungsfrei: LED Lebensdauer bis zu 50000h
- LED-Abdeckung: Mikroprismenscheibe
- Extrem lichtstark bei gleichzeitig großflächiger Ausleuchtung bis 6000lx, Meßabstand 45cm
- Dimmbarer integrierter LED Konverter modernster Bauart, 100 / 1%
- Gasdruckfeder im oberen und unteren Gelenkarm integriert, stufenlos verstellbar
- Abmessungen Leuchtenkopf: 590 x 215 x 35,5 (L x B x H in mm)



Special Vario S LED 54W

Lieferumfang:

- inkl. Netzleitung
- ohne Befestigung

271260	997,00
--------	--------

Zugpendelleuchte RMD Special LED P72W, Rolf Meier Lichttechnik

Speziell für die besonderen Anforderungen von Dental-Arbeitsplätzen entwickelte LED Zugpendelleuchte. Extrem lichtstark bei gleichzeitig großflächiger Ausleuchtung durch zwei parallele LED Kammern. Sehr gut geeignet für eine höhere Positionierung der Leuchte. Formschönes, flaches Leuchtengehäuse aus extrudiertem Aluminiumprofil

- 144 tageslichtweiße Midpower-LED's, Farbtemperatur 5500 bis 5700 Kelvin
- Sehr hohe Farbwiedergabe CRI 90+(typ.93)
- Beleuchtungsstärke (50cm) >8000lx
- Dimmbar
- Zugpendel höhenverstellbar 500 / 1500mm
- LED Lebensdauer ca. 50000 h
- Abmessungen 870 x 215 x 35,5 (LxBxH in mm)
- Abmessungen 1950 x 215 x 35,5 (LxBxH in mm) Doppelplatzleuchte



Zugpendelleuchte RMD Special LED P72W

Lieferumfang:

- inkl. Netzleitung
- ohne Befestigung

273576	808,50
--------	--------

Zugpendelleuchte RMD Special LED P72W/2 Doppelplatzleuchte

273577	1.242,00
--------	----------

Beleuchtung / Mikroskopie

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Dental-Zugpendelleuchte RMD Basic ECO 36W/957, Rolf Meier Lichttechnik
LED Zugpendelleuchte RMD Basic ECO 36W/957 Preiswertes Einstiegsmodell mit sehr guter Farbwiedergabe zur Ausleuchtung von Dental-Arbeitsplätzen.

- Schlankes Leuchtgehäuse mit klarer Formensprache aus extrudiertem Aluminiumprofil, natur-eloxiert
- 72 tageslichtweiße Midpower- LED's, Farbtemperatur 5500 bis 5700Kelvin
- Beleuchtungsstärke (50cm) >4500lx
- Zugpendel höhenverstellbar 500 / 1500mm
- LED Lebensdauer ca. 50000 h
- Abmessungen 870 x 215 x 35,5 (LxBxH in mm)
- Optional dimmbar



Zugpendelleuchte RMD Basic ECO 36W/957 273579 **460,90**

Dental-Zugpendelleuchte RMD Slim Line LED P48W, Rolf Meier Lichttechnik
Schlanke, grazile LED Zugpendelleuchte für zahntechnische Arbeitsplätze, Besonders lichtstark durch 2-reihige LED Module.

- 144 tageslichtweiße Midpower- LED's, Farbtemperatur 5500 bis 5700Kelvin
- Sehr hohe Farbwiedergabe CRI 90+(typ.93)
- Beleuchtungsstärke (50cm) bis 6800lx
- Dimmbar
- Zugpendel höhenverstellbar 500 / 1500mm
- LED Lebensdauer ca. 50000 h
- Abmessungen 930 x 111 x 35 (LxBxH in mm)



Zugpendelleuchte RMD Slim Line LED P48W 273578 **633,60**

Ringlupenleuchte LED Flex, Rolf Meier Lichttechnik
LED Ringlupenleuchte mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), oder mit 5 Dioptrien (2,25-fache Vergrößerung) und hochwertiger Glaslinse. Leuchtenkopf aus Alu-Druckguß mit superschmalen Linsenrand für optimalen Zugang zum Objekt.

- Ringförmige LED-Platine mit 21 LED's
- Lichtfarbe ca. 5.000 Kelvin
- In 3 Stufen dimmbar
- Flexibler Arm in 36 cm Länge (3 Dioptrin)
- Flexibler Arm in 51 cm Länge (5 Dioptrin)
- Farbe silber / Flexarm mit weißem Schrumpfschlauch geschützt



Ringlupenleuchte LED 3 Dioptrien 255047 **274,00**

Lieferumfang:
• Flexarm kurz
• Aufschraubflansch

Ringlupenleuchte LED 5 Dioptrien 259486 **307,95**

Lieferumfang:
• Flexarm lang
• Aufschraubflansch

Aufschraubflansch für RMD Leuchten, Rolf Meier Lichttechnik
Aufschraubflansch für alle vario und Slim Line Gelenkleuchten, LED Ringlupenleuchten mit Flexarm, LED Ringlupenleuchte Master und LED Ringlupenleuchte mit Gelenkarm.



Stück
Aufschraubflansch 273581 **19,80**

Beleuchtung / Mikroskopie

L Protect SH-D, Schick

Einzigartige Schutzscheibe mit flexiblem Schwannenhals. Durch die clevere Konstruktion mit dem stabilen und biegsamen Arm ist eine flexible Positionierung der Schutzscheibe in jede Richtung möglich. Die zwei verschiedenen Befestigungssysteme Tischklemme oder Tischfuß ermöglichen eine einfache Montage von L Protect SH-D an jedem Arbeitsplatz.



L Protect SH-D mit Tischklemme

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

247386 522,00

L Protect SH-D mit Tischfuß

247387 522,00

Beleuchtungsstärke:

- 2.500 Lux

Farbtemperatur:

- 6.000 K

Lichtfarbe:

- tageslichtweiß

Nennspannung:

- 100 - 240 Volt

Betriebsspannung:

- 12 Volt

Abmessung Beleuchtungsrahmen (H x B):

- 240 x 190 mm

Abmessungen Schutzscheibe (H x B):

- 205 x 160 mm (Stärke 4 mm)

Länge des biegsamen Armes:

- 500mm

Stereomikroskop 33263, Eschenbach - Optik

Auflicht-Stereomikroskop mit Federgeelenkarm.

- Mit integrierter LED-Ringleuchte
- Vergrößerungen von 10fach und 20fach
- Bis auf 40fach erweiterbar
- Stabiler Metall-Gelenkarm 850 mm
- 45 grad Schrägeinblick
- 360 grad drehbar



Stereomikroskop 33263

16792 729,00

Lieferumfang:

- Inkl. Beleuchtung
- Tischklemme

Stereo-Zoom Mikroskop 33270, Eschenbach - Optik

Stereo-Zoom Mikroskop mit Auf- und Durchlichtfunktion

- Optikkopf: binokularer 45° Schrägeinblick,
- Stereo Zoom active
- Vergrößerung: 6,7 x bis 45 x (Standard)
 - Zoom Ratio: 1:6,7
 - Pupillendistanz: 54 - 75 mm
 - Okulare: WF-10 x / 22 mm, Dioptrienausgleich
 - Objektivkörper: 0,67 x - 4,5 x Zoom
 - Arbeitsabstand: 105 mm
 - Beleuchtung: Auf- und Durchlicht
- LED Beleuchtung auf Stabstativbasis



Stereo-Zoom Mikroskop 33270

247236 1.149,00

Lieferumfang:

- inkl. Netzteil

Mobiloskop m. Schwenkarm, Renfert

Ein Mikroskop für bis zu 4 Arbeitsplätze! Durch den 360° schwenkbaren Haltearm können mehrere Plätze ein Mikroskop für Detailkontrolle und Präzisionsarbeiten nutzen.

- Höchste Präzision durch 5- und 10-fache Vergrößerung
- Verzerrungsfreie und gleichmäßige Schärfe im gesamten Sichtfeld
- Großes Sichtfeld mit hoher Tiefen- und Randschärfe
- Dreidimensionale Sicht mittels beidseitigem Dioptrie-Ausgleich
- Optional: LED-Beleuchtung mit 9.000 Lux/18 Weißlicht LED



Mobiloskop

240358 1.698,50

Lieferumfang:

- Mobiloskopkopf (ohne Beleuchtung)
- Haltearm (inkl. Standfuß mit Universalzwinge)

Strahlengang:

- 45° abgewinkelt

Sehfeld:

- Ø 44 mm 5 fach
- Ø 22 mm 10 fach

Gewicht:

- 3 kg

Easy View 3D Mikroskop, Renfert

Das Renfert EASY view 3D ist ein innovatives Video-Mikroskop mit 3D-Monitor, für die Objektbetrachtung, zur täglichen Ausarbeitung und Qualitätskontrolle, genauso wie zu Schulungs- und Dokumentationszwecken.

- Natürliche Hand-Augen-Koordination bei filigranen Arbeiten durch 3D-Modus
- Parallele Nutzung von Patientenbildern, Wax-up-Aufnahmen, etc. mit der Split-Screen-Funktion innerhalb des Workflows
- Erstellung von hochauflösenden Fotos und Videosequenzen in Full-HD-Qualität zur Dokumentation und Kommunikation via Netzwerk und integriertem USB-Stick
- Sehr gute Beurteilung von unterschiedlichen Helligkeitswerten und oberflächlichen Texturen mit dem Schwarz/Weiß-Modus in 2D und 3D
- Ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten durch natürliche und gesunde Körperhaltung bei Betrachtung des Objekts am Monitor



Easy View 3D Mikroskop

Lieferumfang:

- Easy view Kopfteil mit Netzteil und Netzkabel
- LED-Beleuchtung
- Haltearm mit Kabel und Sockel mit Universalzwinge
- Monitor mit Netzteil und Netzkabel
- 3D-Polarisationsbrille
- USB-Speicherstick
- Maus
- Fußschalter
- Tischauflage
- Quick-Start-Guide

262202 **4.073,00**

Zubehör

Easy View 3D HDMI-Splitter

262215 **101,50**

Easy View 3D HDMI-Video-Recorder

262204 **173,00**

Easy View 3D/2D-Converter

266074 **805,50**

Netzspannung:

- 100-240 V 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

- 12 W

Video-Auflösung:

Full-HD (1900x1080)

Vergrößerung:

15-/20-fach

Beleuchtungsstärke ca.:

- 40.000 Lux

Gewicht:

- 0,7 kg



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Sonstige Laborgeräte

Neacid Beizgerät, Dentsply Sirona

- Beizgerät zum Absäuern
- Elektrisch beheizt
 - Thermostatisch geregelt



Neacid Beizgerät

- Lieferumfang:
- inkl. Schwenksieb

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
89035	347,00



Einfach Online bestellen.

www.shop.plandent.at



Sämtliche Artikel des Katalogs können Sie auch in unserem Onlineshop unter www.shop.plandent.at bestellen.

Unter www.plandent.at können Sie sich über unsere spezifischen Dienstleistungen, unsere Einrichtungsprodukte, unserer Eigenmarke ORBIS sowie über Plandent als Unternehmen und Teil des Planmeca Konzerns informieren – Klicken Sie doch mal vorbei – wir freuen uns auf Sie!

NEU

SR Vivodent® S DCL

Der ästhetisch außergewöhnliche Zahn für hohe Ansprüche

*Einfach
brillant!*



Die neue Zahngeneration

- **Form:** ästhetisch außergewöhnlich
- **Farbe:** ausdrucksstark, in A–D-, Bleach- und PE-Farben
- **Material:** hochvernetzt, universell einsetzbar



Mehr erfahren Sie unter:

www.ivoclarvivadent.com/vivodent-toothlines

www.ivoclarvivadent.at

Ivoclar Vivadent GmbH

Tech Gate Vienna | Donau-City-Straße 1 | 1220 Wien | Austria | Tel. +43 1 263 191 10 | Fax +43 1 263 191 111

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation