



ORBIS

Kataloog 2015





Tere tulemast Plandendi Orbise maailma!

Orbis on Plandendi oma tootesari, mis sisaldab laia valikut hambaravi põhitooteid. Oleme uhked, et saame pakkuda hambaravi spetsialistidele mõistliku hinna ja kvaliteedi suhtega tootesarja.

Alustasime Orbise turuletoomisega 2010. a. kevadel ja meie tootevalik suureneb pidevalt. Kvaliteetsed, usaldusväärsed ja soodsad tooted pakuvad selget lisaväärtust seoses praksise igapäevase tarvikutetarbimisega. Orbis-toote valimisel võite olla kindel, et saate parima turuhinna.

Meie eesmärk on minimeerida pakkematerjalide kasutamist ning vähendada tekkivate jäätmete kogust. Otsesed tarneahelad tootjalt lattu koos suurte tellimustega suurendavad toodete keskkonnasäästlikkust ja annavad meile ka võimaluse pakkuda kvaliteetseid tooteid mõistliku hinnaga.

Valime Orbise tarnijaid üliorangete kriteeriumide alusel. Oleme klientidele tänulikud igasuguse tagasiside eest, mis võimaldab meil jälgida, kui hästi oleme eesmärgi saavutanud. Aktiivse ja avatud dialoogi kaudu võib tootemärk Orbis areneda just teie vajadustele sobivaks.

Orbis on meie tootemärk ja seega saadaval ainult Plandent'ist. Me arendame ja laiendame Orbis-sortimenti pidevalt, et tooterühmad hõlmaks kõiki praksiste ja hambalaborite põhivajadusi.

Plandent OÜ tootevalikus on ligi 40 000 materjali- ja tarviku nimetust. Lisaks Orbis tootemärgile on valikus ka teiste selle valdkonna parimate ja kõige usaldusväärsemate tootjate tooted.

Orbis on kindel valik!



Plandent Eesti OÜ jätab endale õiguse muuta kaupade nomenklatuuri ja hindu sellest eelnevalt ette teatmata. Kataloogis toodud hindadele lisandub ka käibemaks.

Sisukord

Täidised	4
Poleerimine ja viimistlus	8
Röntgentarvikud	9
Juureravi	10
Profülaktika	15
Ühekordsed tarvikud	18
Puhastus- ja desinfitseerimisained	24
Proteesimine	27
Instrumentid	31
Hambatehnikute instrumentid	35
Tehnilised materjalid	38
Kipsid	39
Vahad	40
Poleerimiskummid sirgotsikule	42
Valusilindrid ja küvetid	43



Jätame endale õiguse teha muudatusi. Me ei vastuta trükivigade eest.

Täidised

Orbi-HiFil Supreme

Valguskõvenev radiopaakne nanokomposiit täidis esi- ja tagahammastele.

MD114738..... PLT refill A1
MD114739..... PLT refill A2
MD114740..... PLT refill A3
MD114741..... PLT refill A3.5
MD114742..... PLT refill B2
MD114743..... PLT refill C3

20 x 0,25 g

MD114732..... Süstal refill A1
MD114733..... Süstal refill A2
MD114734..... Süstal refill A3
MD114735..... Süstal refill A3.5
MD114736..... Süstal refill B2
MD114737..... Süstal refill C3

4 g



Orbi-Flow

Valguskõvenev, tiksotroopne ja esteetiline klaastäiteaineid sisaldav voolav komposiit.

63699 Süstal refill A1
63700 Süstal refill A2
63701 Süstal refill A3
63702 Süstal refill A3.5

2 x 2 g



Orbi-Bond AF

Ühekomponentne bond veebaasil, sisaldab fluori.

MD120569..... Orbi-Bond AF

5 ml



Orbi-Bond SE

Iseesõvituv valguskõvenev ühekomponentne bond, sobib kasutamiseks komposiitide ja kompomeeridega.

MD114800Orbi-Bond SE

5 ml



Orbi-HiSilver

Suure hõbedasisaldusega amalgaam. Koostis: 70% hõbedat, 18% tina ja 12% vaske.

Lihtne võtta, modelleerida ja poleerida.

63705 Kapsel 1 kollane (400 mg hõbedast)

63706 Kapsel 2 punane (590 mg hõbedast)

63707 Kapsel 3 sinine (800 mg hõbedast)

50 tk



Orbi-HiCopper

Suure vasesisaldusega amalgaam. Koostis: 44,5% hõbedat, 30% tina ja 25,5% vaske.

63708 Kapsel 1 kollane (400 mg hõbedat)

63709 Kapsel 2 punane (550 mg hõbedat)

63710 Kapsel 3 sinine (800 mg hõbedat)

50 tk



Metallmatriitsid

Üliõhukesed, 0,030 mm.

60169 Nr 1 premolaar sirge

60170 Nr 2 premolaar 1-küüruga


60174 Nr 6 premolaar 2-küüruga

60171 Nr 3 molaar sirge

60172 Nr 4 molaar 1-küüruga

60173 Nr 5 molaar 2-küüruga

100 tk



Õhukesed, 0,037 mm.

60175 Nr 1 premolaar sirge

60176 Nr 2 premolaar 1-küüruga


60177 Nr 6 premolaar 2-küüruga

60178 Nr 3 molaar sirge

60179 Nr 4 molaar 1-küüruga

60180 Nr 5 molaar 2-küüruga

100 tk



Kontuurmatriitsid metallist

0,045 mm

MD121945 Molaar 2-küüruga

MD121946 Molaar 1-küüruga m/d; d/m

MD121947 Molaar 1-küüruga d/m; m/d

MD121948 Premolaar 2-küüruga

MD121949 Premolaar 1-küüruga m/d; d/m

MD121950 Premolaar 1-küüruga d/m; m/d

50 tk



Tofflemire matriitsi hoidjad

- 72116 Tofflemire juunior
72117 Tofflemire senior
72118 Tofflemire universaalne

1 tk



Üliõhukesed, 0,35 mm.

- 72266 Matriits Tofflemire 1, 0,035 mm
72273 Matriits Tofflemire 2, 0,035 mm
72275 Matriits Tofflemire 3, 0,035 mm
72268 Matriits Tofflemire 13, 0,035 mm
72271 Matriits Tofflemire 15, 0,035 mm

30 tk



Õhukesed, 0,50 mm.

- 72267 Matriits Tofflemire 1, 0,5 mm
72274 Matriits Tofflemire 2, 0,5 mm
72276 Matriits Tofflemire 3, 0,5 mm
72269 Matriits Tofflemire 13, 0,5 mm
72272 Matriits Tofflemire 15, 0,5 mm

30 tk



Puukiilud

- 67135 Nr 10 oranž
67136 Nr 20 valge
67137 Nr 30 roheline
67138 Nr 40 kollane

1000 tk



Pintslid

- MD115189..... Pintsliivars Orbis

1 tk

- MD115213..... Pinstel suur valge, pea must harjas
MD115214..... Pinstel väike valge, pea must harjas
72199 Pinstel väike valge, pea valge harjas
72197 Pinstel väike punane, pea must harjas
72198 Pinstel väike punane, pea valge harjas

100 tk



Segamistopsi alus

- MD119241.....12 süvendit

50 tk



Poroloon käsn

Läbimõõt 4 mm

- 72152 Poroloon käsn nr 1

3000 tk



Tselluloidriba

Üliõhuke sirge rebenemiskindel riba, pikkus 120 mm, kõrgus 8,5 mm, paksus 0,05 mm

- 72119 Tselluloidriba sirge 8,5 mm

1000 tk



Kofferdam

Lateks kofferdami kumm puudriga, 15 x 15 cm.

- 60745 Tume, medium

36 tk

Valguskaitse ekraan

Oranž, ümmargune valguskaitse.

67510..... Valguskaitse polümeerisatsiooniks

1 tk



Puurid

Kõvasulampuurid.

61251.....006 W	61258.....021 W
61252.....008 W	61259.....023 W
61253.....010 W	61260.....025 W
61254.....012 W	61261.....027 W
61255.....014 W	61262.....031 W
61256.....016 W	61263.....014 H
61257.....018 W	61264.....023 H

6 tk



Teemantpuurid

Teemantpuurid prepeareerimiseks, turbiinile

MD114900..... M 801/009 FG kera
MD114901..... M 801/010 FG kera
MD114902..... M 801/012 FG kera
MD114903..... M 801/014 FG kera
MD114904..... M 801/016 FG kera
MD114905..... M 801/018 FG kera
MD114927..... M 801/022 FG kera
MD114928..... M 801/032 FG kera

MD114906..... M 835/008 FG Fissuur lame ots
MD114907..... M 835/010 FG Fissuur lame ots
MD114908..... M 835/012 FG Fissuur lame ots
MD114909..... M 835/014 FG Fissuur lame ots
MD114910..... M 836/012 FG Fissuur lame ots
MD114911..... M 836/014 FG Fissuur lame ots
MD114912..... M 837/012 FG Fissuur sirge ots

MD114913..... M 838/010 FG Fissuur ümar
MD114914..... M 838/012 FG Fissuur ümar
MD114915..... M 838/014 FG Fissuur ümar
MD114916..... M 838/016 FG Fissuur ümar

Teemantpuurid lihvimiseks turbiinile

MD114917..... M 862/012 FG leek
MD114918..... M 830/018 FG leek
MD114926..... M 833/023 FG muna
MD114937..... M 830/023 FG ümar leek

Teemantpuurid viimistluseks turbiinile

MD114919..... F 862/012 FG leek
MD114920..... F 830/018 FG leek
MD114948..... F 830/023 FG ümar leek

MD114921..... F 801/014 FG kera
MD114922..... F 801/016 FG kera
MD114923..... F 801/018 FG kera
MD114929..... F 801/022 FG kera
MD114930..... F 801/032 FG kera
MD114924..... F 833/023 FG muna
MD114925..... F 879/014 FG silinder

5 tk



801



835



836



837



838



862



830



833



879

Poleerimine ja viimistlus

Polish Eco

Kaheosaline sari komposiidi poleerimiseks, kõva ja vastupidav sünteetiline kumm. Helekollane poleerija tasandab, sinine poleerija annab hea läike. Poleerimine madalatel pööretel 5000-8000 p/min.

MD125943..... Minipoint medium kollane
MD125944..... Tops medium kollane
MD125945..... Leek medium kollane
MD125946..... Minipoint fine sinine
MD125948..... Tops fine sinine
MD125947..... Leek fine sinine

50 tk



Polish Alloy

Poleerijad sobivad amalgaami ja kulla poleerimiseks. Tavapärane värvigamma. Punane poleerija tasandamiseks ja eelpoleerimiseks, roosa kõrgläikeks.

MD125955..... Minipoint medium punane
MD125956..... Tops medium punane
MD125957..... Leek medium punane
MD125958..... Minipoint fine roosa
MD125959..... Tops fine roosa
MD125960..... Leek fine roosa

25 tk




Perforeeritud teemantribad

Perforeeritud teemantribad modelleerimiseks ja viimistlemiseks.

MD117461..... Medium, laius 3,7 mm sinine
MD117459..... Medium, laius 2,5 mm sinine
MD117462..... Fine, laius 3,7 mm punane
MD117460..... Fine, laius 2,5 mm punane
MD123084..... Ekstra Fine, laius 2,5 mm kollane
MD123085..... Ekstra Fine, laius 3,75 mm kollane

10 tk



Lihvimiskettad

Painduv ja eriti õhuke plastikust lihvimisketas plastmassi, portselani ja metalli viimistlemiseks.

MD125348..... 10 mm coarse tumepunane
MD125349..... 10 mm medium tumeoranž
MD125350..... 10 mm fine tumekollane
MD125351..... 10 mm extrafine helekollane
MD125352..... 14 mm coarse tume punane
MD125353..... 14 mm medium tumeoranž
MD125354..... 14 mm fine tumekollane
MD125355..... 14 mm extrafine helekollane

100 tk



Röntgentarvikud

Skänneri kaitsekotid

Sobivad Soredexi, Dürri ja Kodaki röntgenseadmetega.

- 66601 Suurus 0: 2 x 3 cm
 66602 Suurus 1: 2 x 4 cm
 66603 Suurus 2: 3 x 4 cm
 66604 Suurus 3: 2,7 x 5,4 cm
 66605 Suurus 4: 5,7 x 7,5 cm

100 tk
 300 tk
 100 tk



Skanneerimisplaatide kaitse

- MD117142 Suurus 0: 2 x 3 cm
 MD117143 Suurus 1: 2 x 4 cm
 MD117144 Suurus 2: 3 x 4 cm
 MD117145 Suurus 3: 2,7 x 5,4 cm

200 tk



Flexray röntgensori hoidjad

Pööratav pea, kestab 75 autoklaavimist.

- MD128969 Stardi komplekt (1 BW, 1 BW- lühike ja 1 Apikaalne)
 MD128970 Bitewing lilla
 MD128971 Universaal lilla
 MD128972 Apikaalne tumepunane

1 pakk.
 1 x 3 tk



Sensorite kaitsekiled

Kilest, ümarate nurkadega.

- MD126029 Suurus 3,5 x 21 cm
 MD126030 Suurus 4 x 21 cm
 MD126031 Suurus 6,5 x 21 cm

500 tk



Intraoraalse kaamera kaitsekiled

Sobivad enamkasutavatele kaameratele.

- MD126040 5 x 23 cm

250 tk



Juureravi

Nikkeltitaanist roteeruvad instrumendid

Crown down roteeruv file, koonilisus 12 %.
Maksimaalne pöörlemiskiirus 600 p/min.

67169 Crown Down roteeruv file 12 %, 15 mm/25

Roteeruvad filed, koonilisus 4 % ja 6 %, maksimaalne pöörlemiskiirus
600 p/min. Juurekanali töötlemiseks tehnoloogiaga crown down.

67173 Roteeruv file 6 % 25 mm/20

67174 Roteeruv file 6 % 25 mm/25

67175 Roteeruv file 6 % 25 mm/30

67176 Roteeruv file 4 % 25 mm/20

67177 Roteeruv file 4 % 25 mm/25

67178 Roteeruv file 4 % 25 mm/30

67179 Roteeruv file 4 % 25 mm/35

67180 Roteeruv file 4 % 25 mm/40

67181 Roteeruv file 4 % 25 mm/45

67170 Roteeruv file 6 % 21 mm/20

67171 Roteeruv file 6 % 21 mm/25

6717 Roteeruv file 6 % 21 mm/30

4 tk

6 tk

6 tk

6 tk



Käsinõelad

K-viilid.

MD114648 K-viil 25 mm/06

MD114649 K-viil 25 mm/08

MD114650 K-viil 25 mm/10

MD114651 K-viil 25 mm/15

MD114652 K-viil 25 mm/20

MD114653 K-viil 25 mm/25

MD114654 K-viil 25 mm/30

MD114655 K-viil 25 mm/35

MD114656 K-viil 25 mm/40

MD114657 K-viil 25 mm/45

MD114658 K-viil 25 mm/50

MD114659 K-viil 25 mm/55

MD114660 K-viil 25 mm/60

MD114661 K-viil 25 mm/70

MD114662 K-viil 25 mm/80

MD114663 K-viil 25 mm/15-40 assortii

MD114664 K-viil 25 mm/45-80 assortii

6 tk



Hedström-viilid


MD114666.....	Hedström 25 mm/08
MD114667.....	Hedström 25 mm/10
MD114668.....	Hedström 25 mm/15
MD114669.....	Hedström 25 mm/20
MD114670.....	Hedström 25 mm/25
MD114671.....	Hedström 25 mm/30
MD114672.....	Hedström 25 mm/35
MD114673.....	Hedström 25 mm/40
MD114674.....	Hedström 25 mm/45
MD114675.....	Hedström 25 mm/50
MD114694.....	Hedström 25 mm/55
MD114695.....	Hedström 25 mm/60
MD114696.....	Hedström 25 mm/70
MD114697.....	Hedström 25 mm/80
MD114676.....	Hedström 25 mm/15-40 assortii
MD114677.....	Hedström 25 mm/45-80 assortii



6 tk

K-reamerid.

MD114678.....	K-reamer 25 mm/08
MD114679.....	K-reamer 25 mm/10
MD114680.....	K-reamer 25 mm/15
MD114681.....	K-reamer 25 mm/20
MD114682.....	K-reamer 25 mm/25
MD114683.....	K-reamer 25 mm/30
MD114684.....	K-reamer 25 mm/35
MD114685.....	K-reamer 25 mm/40
MD114686.....	K-reamer 25 mm/45
MD114687.....	K-reamer 25 mm/50
MD114690.....	K-reamer 25 mm/55
MD114691.....	K-reamer 25 mm/60
MD114692.....	K-reamer 25 mm/70
MD114693.....	K-reamer 25 mm/80
MD114688.....	K-reamer 25 mm/15-40 assortii
MD114689.....	K-reamer 25 mm/45-80 assortii



6 tk

Guttapercha tihvtid

Värikoodiga guttapercha tihvtid, pikkus 28 mm.

19513.....10	18787.....60
18778.....15	18788.....70
18779.....20	18789.....80
18780.....25	19514.....90
18781.....30	19515.....100
18782.....35	19516.....110
18783.....40	19517.....120
18784.....45	19518.....130
18785.....50	18776.....15-40
18786.....55	18777.....45-80

Guttapercha tihvtid, 4 % koonilisusega.


MD113693..... .04 /15	MD113697..... .04 /35
MD113694..... .04 /20	MD113698..... .04 /40
MD113695..... .04 /25	MD113699..... .04 /45
MD113696..... .04 /30	MD114096..... .04 /15-40

Guttapercha tihvtid, 6 % koonilisusega.

MD114089..... .06 /20	MD114093..... .06 /40
MD114090..... .06 /25	MD114094..... .06 /45
MD114091..... .06 /30	MD114095..... .06 /15-40
MD114092..... .06 /35	

Koonilised guttapercha tihvtid.


MD114098.....F1
MD114099.....F2
MD114100.....F3
MD114101.....F4
MD114102.....F5



120 tk



60 tk



60 tk




60 tk

Papertihvtid

Värvikoodiga.

MD126765.....10	18771.....50
18764.....15	18772.....55
18765.....20	18773.....60
18766.....25	18774.....70
18767.....30	18775.....80
18768.....35	18762.....15-40 assortii
18769.....40	18763.....45-80 assortii
18770.....45	



200 tk

Steriilsed pabertihvtid

Viie kaupa pakendatud

MD117615	10	MD117623	50
MD117616	15	MD117624	55
MD117617	20	MD117625	60
MD117618	25	MD117626	70
MD117619	30	MD117627	80
MD117620	35	MD117628	90
MD117621	40	MD117629	15–40 assortii
MD117622	45	MD117630	45–80 assortii



4 % ja 6 % koonilisusega pabertihvt.

MD122020	04 /20	MD122028	04 /15–40
MD122021	04 /25	MD122029	06/20
MD122022	04 /30	MD122030	06/25
MD122023	04 /35	MD122031	06/30
MD122024	04 /40	MD122032	06/35
MD122025	04 /45	MD122033	06/40
MD122026	04 /60	MD122034	06/15–40
MD122027	04 /90		
MD122035	F1	MD122038	F1–F3.
MD122036	F2	MD122039	F4–F5.
MD122037	F3		

36 x 5 tk

MTA

Orbis MTA on endodontiline tsement, mis on pakendatud kapslisse. Orbis MTA koosneb peeneteralisest hüdrofiilsest pulbrist ja vedelikust. Kapsli aktiveerides tekib mass, mis hiljem muutub tihkeks täidiseks. Orbis MTA-d saab kasutada perforatsioonide parandamiseks, retrogaadse täidisena, juuretipul ning ka otsesel katmisel.

MD119590..... MTA tsement kapslis

2 x 0,3 g



Naatrium Hüpoklorit 2,5 %

Juurekanalite loputamiseks mõeldud 2,5% valmislahus. Tõhus bakteritevastane toime.

MD123966..... Orbis Canasol 2,5 %

100 ml



Kaltsiumhüdroksiid

2 x 1,2 ml

Röntgenkontrastne kaltsiumhüdroksiidpasta süstaldes.

MD125431..... Calcipaste



Külmasprei

Külmasprei temperatuur on -45 °C. Pudelil kaasas doseerimisots

72106..... Külmasprei münt

200 ml



Endosvamm

Paksus 1 cm, läbimõõt 5 cm.

67412..... Ümmargune

25 tk



Juurekanalipuurid

32 mm Gates-puurid.

MD114354Gates Glidden 050

MD114355Gates Glidden 070

MD114356Gates Glidden 090

MD114357Gates Glidden 110

MD114358Gates Glidden 130

MD114359Gates Glidden 150

MD114360Gates Glidden 050-150 assortiit

6 tk



Profülaktika

Puhastuspasta

Tuubis, sisaldab fluori, 2000 p/min.

MD118282..... RDA 40
67061 RDA 120

67062 RDA 170
67063 RDA 250

70 ml

62 ml



Profülaktikakummid ja -harjad

Lateksivabad, topsi kujuga, soovitatav pöörlemiskiirus
8000-10000 p/min.

67507 Profülaktikakumm, W
67508 Profülaktikakumm, Snap-on
67509 Profülaktikakumm, kruvitav

50 tk

MD123768..... Profülaktikakumm Petite Web pehme, kruvitav

144 tk

MD123769..... Profülaktikakumm Petite Web kõva, kruvitav



Puhastusharjad nailonharjastega, pöörlemiskiirus 8000–10 000 p/min.

50 tk

67503 Puhastushari, nailon, W
67504 Puhastushari, nailon, kruvitav

50 tk



Puhastusharjad naturaalse harjastega, pöörlemiskiirus 8000–10 000 p/min.

67505 Puhastushari W
67506 Puhastushari kruvitav

Puhastuspulbrid soodaga



Osakese suurus 60-65 µ.

72179 Sidrun
MD117036 Mustsõstar
MD117037 Kirss
MD117038 Münt
MD117039 Troopiline

300 g

Valgendusgeel koduseks kasutamiseks

6 % vesinikperoksiid päevaseks kasutamiseks ja 16 % karbamiidperoksiid öiseks kasutamiseks. Komplektis on kaasas valgenduskaped ja säilituskarp.

MD124401..... Orbis White 6 % vesinikperoksiid

MD124402..... Orbis White 16 % karbamiidperoksiid

C10783..... Orbis White -kasutusjuhend



4 x 3 ml

50 tk

Hambaharjad

67053 Täiskasvanud soft-tip (50 sinist, 50 punast)

MD128840 Laps 0–3 a

MD128851 Laps 3–6 a

MD128849 Juunior 7–10 a

100 tk

40 tk

50 tk

50 tk



Proteesihari

MD123770..... Proteesihari

1 tk



Hambavaheharjad

Suuruse alusel värvikoodiga, pehme painduv ots. Pakendatud 8 kaupa.

67426 0,4 roosa

67427 0,45 oranž

67428 0,5 punane

67429 0,6 sinine

67430 0,7 kollane

67431 0,8 roheline

10 x 8 tk



Hambaniit

67057 Vahatatud teip

180 m



Hambaniit hoidjaga

67058

12 x 32 tk



Hambatikud

Eriti õhukesed plastikust hambatikud sobivad ka kõige väiksematele hambavahedele. Karestatud pind tagab tõhusama puhastamise.

MD126027..... Ekstra peenikesed, plastmassist



120 tk

Kloorheksidiiniga suuvesi

Orbis-klooriheksidiiniga suuvesi sisaldab 0,12% kloorheksidiinglükonaati ja 0,05% fluori. Ei sisalda alkoholi. Loputada u. 20-30 s.

MD115212..... 0,12 % Suuvesi

MD123152..... 0,12 % Suuvesi

MD123153..... 5-liitrise pudeli pump



250 ml

5 l

1 tk

Aparaadi- ja proteesikarbid

Ortodontiliste aparaatide, plaatproteeside ja hambumuskapede hoidmiseks. Kaks suurust. Värvivalik.

58667..... Väike, 75 x 65 x 25 mm

58666..... Suur, 80 x 70 x 40 mm



10 tk

Suukaitsmed

Kaitse on kasutusvalmis ilma soojendamise ja modelleerimiseta. Ei sobi alla 18 aastastele. Kasutamiseks burksistidele ja sportlastele.

28058..... Orbis StressGard II



1 tk

Ühekordsed tarvikud

Kandikupaberid

Suurus 18 x 28 cm.

65098 Valge
72251 Kollane
72252 Sinine
72253 Roheline
MD114815 Roosa
MD121897 Oranž

250 tk



Suurus 28 x 36 cm.

72254 Valge

250 tk

Põllekett

72192 metallist

1 tk



Kilega eeslinad

Suurus 40 x 45.

MD119266 Valge
MD119267 Helesinine
MD119268 Roosa

500 tk



Suurus 33 x 48 cm.

72306 Tumesinine

500 tk

Kilega eeslinad rullis

Suurus 60 x 54 cm.

MD119323 Valge
MD119324 Helesinine
MD119325 Roosa

80 tk



Hoidik

MD120236 Rullis eeslinadele

1 tk



Patsienditooli peatoe kaitse

Kiletatud, 25 x 33 cm.

MD114991..... Valge

MD114992..... Sinine

MD114993..... Roosa

500 tk



Ühekordsed topsid

MD117759..... Tumesinine 180 ml

MD117760..... Roosa 180 ml

72086..... Valge 150 ml

100 tk

3000 tk



Imuritorud

61237..... Sinine, ühekordne

100 tk



Autoklaavitavad imuritorid Rainbow. Pikkus 125 mm ja läbimõõt 8 mm.

15191..... Helesinine

100 tk



Autoklaavitav ja ergonoomiline. Pikkus 130mm, läbimõõt 16mm

72255..... Sinine

10 tk



Süljeimurid

Painutatavad, läbipaistvad süljeimurid

10606..... 14,5 cm kinnitatud otsik

100 tk

63024..... 12,5 cm kinnitatud otsik

63023..... 12,5 cm eemaldatav otsik

63025..... 12,5 cm sinine, eemaldatav otsik

100 tk

100 tk

1000 tk



Süljepadjad

Imab ja kaitseb põske ning hea imamisvõime tõttu hoiab molaarpiirkonna ravi ajal kuivana.

MD123707..... Väike
MD123708..... Suur

100 tk



Maskid

Kolmekihiline, tüüp II.

72262 Kummiga, valge
72264 Kummiga, roheline
56089 Kummiga, sinine
MD114751.... Kummiga, roosa
56058 Paeltega, sinine
72263 Paeltega, valge
72265 Paeltega, roheline

50 tk



Segamispaberid

72305 Läbipasitev 7 x 8 cm

1 x 100 tk

61233 Pärgament 12 x 10 cm

1 x 100 tk

61234 Pärgament 20 x 14 cm

60872 Vahatatud 6,4 x 6,4 cm

10 x 50 tk

10526 Vahatatud 4 x 5 cm

1 x 75 tk

MD113929..... Vahatatud, mõõteskaalaga, 12 x 19 cm

1 x 75 tk



Isekleepuvad steriliseerimiskotid

Teipkinnitus.

67356 75 x 200 mm
67357 75 x 270 mm
67358 100 x 270 mm
67359 150 x 270 mm
67360 250 x 500 mm

200 tk



Steriliseerimiskotid

72203 100 x 250 mm
72204 55 x 250 mm
72205 75 x 250 mm

500 tk



Steriliseerimiskotid rullis

72210 55 mm
72211 75 mm
72206 100 mm
72207 150 mm
72208 200 mm
72209 250 mm

200 m



Autoklaaviteip

72024 Autoklaaviteip 19 mm

50 m



Vatirullid

100-protsenti puuvilla, 300 g.

MD127884 Nr 1

750 tk

MD127885 Nr 2

600 tk

67066 Nr 3

450 tk



Vatirullialus

72258 Valge

1 tk



Vatikuulid pappkarbis

MD128004 Vatikuulid nr 1, L ø 7 mm

MD128005 Vatikuulid nr 2, M ø 5,5 mm

MD128006 Vatikuulid nr 3, S ø 4 mm

MD128007 Vatikuulid nr 4, XS ø 3 mm

6 x 3 g

Kiuline lapp

Udemevaba neljakihiline lapp.

MD121829 10 x 10 cm

200 tk



Ligniinpadjad

Mittesterilsed ligniinpadjad rullis, suurus 4 x 5 cm. Pakendis kaks rulli.

MD115215 4 x 5 cm

2 x 500 tk



Aplikaatorid

Sisaldab nelja üksikpakendit, sobib dosaatorisse, pikkus 8,5 cm.

67050 Regular sinine

67051 Fine roosa

4 x 100 tk



Nitriilkindad, puudrivabad

Karestatud, elastsed, valge.

67007 XS

67008 S

67009 M

67010 L

67011 XL

100 tk



Sõrmeotsad karestatud, õhukesed, elastsed.

MD126035 XS lilla

MD126036 S lilla

MD126037 M lilla

MD126038 L lilla

MD126039 XL lilla



MD126032 XS roosa

MD126033 S roosa

MD126034 M roosa

200 tk



Latekskindad, puudrivabad

66133 XS

66134 S

66135 M

66136 L

66137 XL

100 tk



Vinüülkindad, puudrivabad

Valge.

67366 XS
67367 S
67368 M
67369 L
67370 XL

100 tk



Anasteesia nõelad

Värvikoodi järgi pikkus, millimeetrites.

65977 27G, 35 mm pikk lilla
65976 27G, 25 mm lühike roheline
65979 30G, 25 mm lühike roheline
MD113719 27G, 21 mm lühike punane
MD113720 30G, 21 mm lühike punane
65978 30G, 12 mm ekstra lühike sinine

100 tk



Külmakompress

Aktiveeritav külmakompress

MD123771

10 tk



Kirurgilised linad

Linad suukirurgiaks, augu suurus 11 x 13 cm. Materjal tehtud mittekootud kangast.

MD131064 80 x 130 cm

25 x 1 tk



Kirurgiline imuriotsik

MD131440 Ø 2,5 mm

100 x 1 tk



Puhastus- ja desinfitseerimisained

Seep

Vedelseep

MD121942..... Pomppudel

0,5 l

MD121940..... Pakk dispenserisse

1 l



Käte desinfitseerimisvahend

Etanoolipõhine vedelik, mis sisaldab nahka pehmendavaid ja niisutavaid komponente.

MD121941..... Pomppudel

0,5 l

MD121939..... Pakk dispenserisse

1 l



Pindade desinfitseerimisvahend

Kiiretoimeline valmislahus, sisaldab 72 % etanooli. Sobib kasutamiseks etanooli taluvatele pindadele

MD121936..... Vajutuskorgiga doseerimispudel

0,5 l

MD121937..... Kanister

5 l



Puhastuslapid pindade desinfitseerimiseks

72 % etanooli sisaldusega valmis puhastuslapid kiireks ja tõhusaks desinfitseerimiseks. Sobivad alkoholi taluvatele pindadele. Puhastuslappides kasutatud desinfektsioonaine on testitud vastavalt: EN 1040, EN13727, EN1275 ja EN14348 standarditele.

MD125294..... 20 x 20 cm, valge

150 tk



Pindade desinfitseerimiskontsentratsioon

Pindade desinfitseerimis- ja puhastusaine. 1% lahuse toimeaeg 60 min, 2% lahuse toimeaeg 15 min. Tõhus seente, bakterite, viiruste (nt MRSA, HBV, HIV) vastu.

72141 Desinfitseerimiskontsentratsioon pudelis

1 l

72140 Desinfitseerimiskontsentratsioon kanistris

5 l



Instrumentide desinfitseerimiskontsentraat

Ei korrodeeru, sobib ultrahelipuhastuseks. 1% lahuse toimeaeg 60 min; 2% lahuse toimeaeg vahe väiksem 30 min; 3% lahuse toimeaeg 15 min.

72132 Instrumentide desinfitseerimiskontsentraat pudelis

1 l

72131 Instrumentide desinfitseerimiskontsentraat kanistris

5 l



Intsrumentite loputusvann. Mahutavus 3 liitrit, vann 32 x 21,5 x 13,5 cm.
Sisevann: 24,5 x 15,5 x 10 cm

72130 Nõrutusrest, valge

1 tk



Puuride desinfitseerimisvahend

Kasutusvalmis desinfitseerimislahus puuridele. Toimeaeg 30 min.

72178 Puuride desinfitseerimisvahend

2 l

67413 Puuride leotustops, valge



Aspiraatorsüsteemi desinfitseerimiskontsentraat

Teha 2% lahus, toimeaeg 60 minutit.

MD115162 desinfitseerimiskontsentraat pudelis

1 l

MD117008 desinfitseerimiskontsentraat kanistris

5 l



Jäljendite desinfitseerimisvahend

Valmislahus, toimeaeg 5 minutit.

72134 desinfitseerimisvahend pudelis

1 l

72133 desinfitseerimisvahend kanistris

5 l



Jäljendlusikate puhastuskonsentraat

Kasutatakse 5-10% lahusena, vajaduse korral võib kasutada lahjendamata. Jäljendilusikaid hoida lahuses kuni 45 minutit. Sobib kasutamiseks ultraheli vannis

MD117137..... Orbis Tray Cleaner

1 l



Süljekausi puhastusvahend

Valmislahus süljekausi, wc- pottide, kahhelkivide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Laske ainel toimida vähemalt minut, loputage veega.

MD115211..... Puhastusvahend

750 ml



Hooldusõli

Turbiinide, sirg- ja nurkotsikute hooldusõli. Ei sisalda silikooni. Hooldage otsikud alati enne steriliseerimist. Pihustage 2-3 sekundit, hoides pudelit püstasendis. Pudel on ilma õlitusotsikuteta. Kasutage sobivate õlitusotsikut.

MD115118..... Universaalne õli

500 ml



Lisatarvikud kanistrile

72082..... Kanistri kraan

72083..... Kanistri pump, doseerib korraga 30 ml

1 tk



Proteesimine

Orbis A-silikoon jäljendmaterjal- tagab täpse tulemuse erinevatel jäljendamise näidustustel.

Valikus on käsitsisegatav putty ja light, regular korrigeeriv materjal 50 ml pakendis.

Optimaalse voolavuse ja vormitavusega, ei teki õhumulle. Ideaalne töö- ja kõvastumisaeg tagab täpse tulemuse.

Jäljendit on kerge suust eemaldada ja materjali kõrge rebimiskindlus tagab ka kõige väiksemate üksikasjade säilimise jäljendis (dimensionaalne muutus on väiksem kui 0,2)

MD129117.....Orbis A-silikoon Light Body 2 x 50 ml ja 6 segamiskärje
MD129362.....Orbis A-silikoon Light Body Fast 2 x 50 ml ja 6 segamiskärje
MD129118.....Orbis A-silikoon Regular Body 2 x 50 ml ja 6 segamiskärje
MD129361.....Orbis A-silikoon Regular Body Fast 2 x 50 ml ja 6 segamiskärje

Kasutusvõimalused

- putty-wash tehnikas
- kaheastmeline jäljendi võtmine


MD129115.....Orbis A-silikoon Putty Soft 2 x 300 ml
MD129375.....Orbis A-silikoon Putty Soft Fast 2 x 300 ml

Kasutusvõimalused

- putty-wash tehnikas
- kaheastmeline jäljendi võtmine
- ortodontiliste mudelite jäljendite võtmiseks

Tööaeg

light body / regular body




fast light body / fast regular body




Tööaeg

putty soft



putty soft fast



Segamisotsikud

67361 Kollane
67362 Türkiissinine
67363 Roosa
67383 Sinine pikk
72289 Sinine lühike
72292 Valge

50 tk



67364 Sinine oranž spiraal
67365 Intraoraalne, kollane
MD121302 Intraoraalne, valge

100 tk

Masinsegatavate materjalide segamisotsakud

MD121301 Punane
MD123766 Kollane
72282 Kollane knnitusrõngas

25 tk
40 tk
2 tk

Alginaat, Pharmalgat (96 tundi)

Kiiresti kõvenev, värvimuutuv, mündimaitseline alginaat. Segamisaeg 30 s, tööaeg 60 s, üldkõvenemisaeg 2 min 30 s. Pakendis kaasas mõõtekulp.

60949 Alginaat, Pharmalgat

2 x 500 g



Hambumuse registreerimismaterjalid

Tiksotroopsed hambumuse registreerimismaterjalid mitmeks otstarbeks

2 x 50 ml

Kollane materjal, segamisaeg 30 s, kõvenemisaeg suus 1 min, kõvenenult freesitav.

72123 Orbibite standard

Türkiissinine materjal, segamisaeg 30 s, kõvenemisaeg suus 30 s, (Suurema kõvenemisväärtusega hambumuse registreerimisaine) freesitav.

72122 Orbibite Granit

Roheline materjal, segamisaeg 30 s. kõvenemisaeg suus 45 s. Õunamaitse.

MD117432 Orbibite Green

Kuldne, skänneritav materjal. Ülitäpne ja freesitav. Segamisaeg 30 s, kõvenemisaeg suus 30 s. mündimaitseline

MD117433 Orbibite Scan

Läbipaistev materjal, segamisaeg 30 s, kõvenemisaeg suus 1 minut. Mündimaitseline

MD117434 Orbibite Transparent




Lusikaliimid

MD115217 Polüesterliim
MD115218 Silikoonliim

30 ml
10 ml



	Toote- kood	Tootenimi	Segu- vahekord	Sobivad materjalid	Tootja
	72289	segamisotsik sinine, lühike	1:1	Structur	Voco
				Cool Temp	Coltène
	67383	segamisotsik sinine, pikk	1:1	Cool Temp	Coltène
	67361	segamisotsik kollane	1:1	Flexitime/ Variotime Express	
	67365	suusisene otsik kollane		Orbi-Sil A light	Orbis
				Affinis light ja regular body	Coltène
				Affinis Precious light ja regular body	
				Dimension Garant L, Dimension Garant L Quick,	3M Espe
				Imprint II Garant Light ja Regular Body	
				Imprint II Quick Step Light ja Regular Body	
				Flexitime Correct Flow, Provil Novo	Heraeus Kulzer
	67363	segamisotsik roosa	1:1	Keskmise viskoossusega	
				OrbiBite ja OrbiBite Granit	
				Jet Blue Bite, Jet Bite Hard ja Fast	Coltène
				Registrado X-tra, Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC	Voco
				Blu Mousse	Parkell
	67362	segamisotsik türkiissinine	1:1	Vähesse viskoossusega	
				Orbibite, OrbiBite Granit, Transparent, Scan ja Green	Orbis
				Affinis Mono ja Heavy Body	Coltène
				Imprint II Garant Monophase, Imprint Bite	3M Espe
				Star VPS Heavy Bite	Danville
				Reline soft ja Ekstra soft	GCI
	72292	segamisotsik valge	1:1	Permadyne Garant, Impregum Garant L Duosoft	3M Espe
	67364	segamisotsik sinine oranž spiraal	4:1 10:1	Protemp 4 Garant	3M Espe

Ühekordsed jäljenduslusikad

Kolm eri suurust.

- 64933 L1 väike alalõuale
- 64934 L2 medium alalõuale
- 64935 L3 suur alalõuale
- 64936 U1 väike ülalõuale
- 64937 U2 medium ülalõuale
- 64938 U3 suur ülalõuale
- 64939 lusikad sektoritele 1 ja 3



24 tk

Perforeeritud jäljenduslusikad

Retentsiooniga

- 15823 U2, XS
- 15824 U3, S
- 15825 U4, M
- 15826 U5, L
- 15827 U6, XL
- 15828 L2, XS
- 15829 L3, S
- 15830 L4, M
- 15831 L5, L
- 15832 L6, XL



1 tk

Jäljenduslusikad

- 72071 L1 XL
- 72072 L2 L
- 72073 L3 M
- 72074 L4 S
- 72075 L5 XS
- 72076 U1 XL
- 72077 U2 L
- 72078 U3 M
- 72079 U4 S
- 72080 U5 XS



1 tk

Segamispüstol

Jäljendmaterjali segamispüstol 1:1; 2; 1.

72021



1 tk

Instrumendid

Silikoonvarrega ergonoomilised käsiinstrumendid



Värvikoodiga silikoonvarrega käsiinstrumendid, millel on ergonoomiline käepide.

Diagnostika instrumendid

MD118028..... Peeglivars PD 25

Sondid

MD118030..... Sond PD 5-8

MD118031..... Sond PD 23-520B

MD118032..... Igemetaskumootur WHO PD 550B

Sirbid ja universaalküretid

MD118033..... Mikrosirp PD 301-302

MD118034..... Minisirpi PD 311-312

MD118035..... Syntette PD 215-216

MD118036..... Syntette Mini PD 215-216

Viimistlusküretid

MD118037..... Kürett 9-10 PD 209-210

MD118038..... Kürett 11-12 PD 211-212

MD118039..... Kürett Mini 11-12 PD 211-212M

MD118040..... Kürett 13-14 PD 213-214

MD118041..... Kürett Mini 13-14 PD 213-214M

Ekskavaatorid

MD118042..... Ekskavaator 1,0 mm PD 61-62

MD118043..... Ekskavaator 1,5 mm PD 63-64

MD118044..... Ekskavaator 2,0 mm PD 65-66

Toppelid, spaatlid

MD118045..... Toppel, silinder 1,2-2,0 mm PD 350-380

MD118046..... Toppel, tagahammas 1,5-2,5 mm PD 702-703

MD118047..... Kuultoppel PD 471-473

MD118048..... Toppel-spaatel, esihammas PD 43-47


MD118049..... Toppel-spaatel tagahammas PD 48-702

MD118050..... Spaatel PD 444-445

Nyström löikurid

MD118051..... Löikur Nyström I PD 74-75

MD118052..... Löikur Nyström III PD 76-77



1 tk

Silikonvarrega käsiinstrumendid

Rohelised, kaasas värvikoodi rõngad.

Diagnostikainstrumendid

- 66629 Suupeeglivars 25
66630 Sond 5-9
66631 Sond 17-23

Sirbid


- 66632 Mikrosirp 301-302
66633 Minisirp 311-312

Viimistlusküretid

- 66634 Gracey 201-202
66635 Gracey 203-204
66636 Gracey 205-206
66637 Gracey 207-208
66638 Gracey 209-210
66639 Gracey 211-212
66640 Gracey 213-214

Täidiste käsitlemise instrumendid


- 66641 Ekskavaator 63-64
66642 Toppel 1,2–2,0 mm 350-380
66643 Kuultoppel 1,5–2,5 mm 471-473
66644 Toppel-spaatel, esihammas 43-47
66645 Toppel-spaatel, tagahammas 48-702
66646 Komposiidi spaatel 446-447
66647 Amalgaamilõikur Nyström III 76-77



1 tk


1 tk

Kirurgilised instrumendid



Hambatangid, mille otste siseosad on ristipidi karestatud.

- MD117260 Tangid ülemine esihammas 1.
MD117261 Tangid ülemine premolaar 7.
MD117262 Tangid alumine premolaar 13.
MD117263 Tangid ülemine molaar parem 17.
MD117264 Tangid ülemine molaar vasak 18.
MD117265 Tangid alumine molaar 22.
MD117266 Tangid alumine juur 33A.
MD117267 Tangid ülemine juur 51A.
MD117268 Tangid ülemine tarkusehammas 67A.
MD117269 Tangid alumine tarkusehammas 79.



1 tk

Käärid

MD117124..... Sirged 11cm
MD117125..... Köverad 11 cm
72069 Goldman-Fox 13 cm



Kroonikäärid

Teravaotsalised, üks tera sakiline, roostevaba, pikkus 11,5 cm.

56051 Köverad
56532 Sirged

1 tk



Nöelahoidjad

72120 Mathieu 14 cm
72121 Mathieu 17 cm

1 tk



Soonesulgur Mosquito

Painutatud ja karestatud otsad.

56053 13 cm

1 tk



Peeclid

16640 Suurendav nr 4
61267 Standard nr 4
61268 Rhodium nr 4 tasapeegel
61269 Rhodium nr 6 tasapeegel

12 tk



Pintsetid

Roostevabast terasest, otsad seestpoolt karestatud.

56025 16 cm
72023 16 cm pikemate otstega

1 tk



Metallist Spaatlid

72115 Lai, 7 mm
72114 Medium, 6 mm
72113 Kitsas, 5 mm

1 tk



Artikultatsioonipaberi hoidja

Sirged, roostevabast.

56024 Sirged varred

1 tk



Kandikud

Teraskandik, sälkudega nurgad, suurus 28 x 18 cm.

12099 Kandik lihvitud

1 tk



Teraskandik kaanega, suurus 28 x 18 cm

72249 Kandik

72250 Kandik perforeeritud

72248 Kandiku kaas perforeeritud

1 tk



Alumiiniumkandikud, suurus 28 x 18 cm.

72233 Hõbedane


72234 Kollane

72240 Punane

72241 Sinine

72242 Roheline

1 tk



Perforeeritud alumiiniumkandikud, suurus 28 x 18 cm.

72235 Hõbedane

72236 Kollane

72237 Punane

72238 Sinine

72239 Roheline

1 tk

Alumiiniumkaaned, Suurus 28 x 18 cm.

72245 Alumiinium

72246 Alumiinium perforeeritud

1 tk




Instrumendialused 11 instrumendile.

72243 Alumiiniumist

72244 Terasest

1 tk



Hambatehnikute instrumendid

Kipsispaatlid

Ergonoomilised kipsi segamise spaatlid. Roostevabast terasest.

55252 Painutatud S-kujuliseks, 20 cm

56531 Sirge, 17 cm



1 tk

Kipsinuga RS Gritmann

Kipsinuga, millel on lühike ja sirge tera ning ühes otsas küvetiavaja. Roostevabast terasest, käepide puidust.

54854 16,5 cm



1 tk

Vahanoad

Kahepoolne vahanuga, roostevabast terasest, käepide plastist.

MD125730 17 cm

MD125729 13 cm



1 tk

Ermert

Kahepoolne vahanuga, roostevabast terasest, käepide plastist.

56050 13 cm



1 tk

Antkoviak

Ühe peaga vahanuga, millel on plastkäepide ja vahetatav tera.

56048 Nuga koos teraga, pikkus 11.5 cm

56049 Asendustera



1+1 tk

1 tk

Modelleerimisinstrument LeCron

Roostevabast terasest.

55942 16 cm



1 tk

Modelleerimisinstrument Zahle

Roostevabast terasest.

56054 12,5 cm



1 tk

Jootepintsett

Painutatud otstega, käepidemed puidust.

56052 16,5 cm

1 tk



Paksusemõõdik RS

Roostevabast terasest, õhukesed otsad. Mõõteskaala mõlemal küljel.

Mõõteala 1-10 mm, jaotus 0,1 mm

55253 Paksusemõõdik

1 tk



Instrumentide komplekt laboritöödeks

Modelleerimisinstrumendid LeCron (suur) ja Zahle (väike), 2 vahanuga (suur ja väike), pintsetid (terad painutatud), jootepintsetid (terad painutatud), fooliumkäärid (terad sirged), 2 soonesulgurit (sirged ja kõverad) ning paksusemõõtur Iwansson.

56167 10 instrumenti

1 tk



Vahahari

Vahapindade puhastamiseks ja poleerimiseks.

55257 Suurus nr 6

1 tk



Kipsikulbid

Kergmetallist

55309 160 g, 21 cm

56072 90 g, 18,5 cm

1 tk



Kipsi ja alginaadi segamistopsid

Painduvast eriplastist valmistatud segamistops kipsi ja alginaadi segamiseks

56540 Suurus S: Ø 11,5 cm x 6 cm (k), 300 ml

56026 Suurus M: Ø 12,5 cm x 8 cm (k), 500 ml

56027 Suurus L: Ø 14 cm x 11 cm (k), 900 ml

1 tk



Kipsisokli vorm

Elastne, kestev ja kergesti hooldatav kummimaterjal.

55256 Ülalõug, sisemõõtmed: 85 x 63 x 18 mm

55255 Alalõug, sisemõõtmed: 85 x 63 x 17 mm

1 tk



Akrüüli segamistopsid

Elastne, silikoonist.

55245 Suur, 70 ml

1 tk

55246 Medium, 30 ml

2 tk

55247 Väike, 5 ml

4 tk



Okludaator

Ühekordne plastmassist

58665 Helesinine

25 tk



Pulktihvtid

Messingist Dowel-pulktihvt.

52552 Suurus 2, Medium, oraga 28 mm

54861 Suurus 2, Medium 22 mm

100 tk



Puurialus

Magnetiline puurialus, roostevabast terasest.

56046 Suurus: Ø 11,5 cm x 10 cm (k)

1 tk



Liivapaber

Riidepõhine liivapaber, karedusaste 120.

57637 Laius 15 mm

50 m



Tehnilised materjalid

Kipsieemaldusaine

Kasutusvalmis lahus kipsi -ja kipsipõhiste jääkide eemaldamiseks segamistopsidest, jäljenduslusikatest, proteesidest jms. Saab kasutada ka ultraheli pesuseadmes. Neutraalne pH.

56028..... Pudel

1 l



Kiirliim

Sobib kasutamiseks metallile, klaasile ja keraamikale. Säilitada jahedas.

55248..... Pudel

10 ml



Elektrolüüdi vedelik

Vedelik koobalkroomi elektrolüütiliseks poleerimiseks

55249..... Pudel

1 l



Putty-silikoon

K-silikoon, kõva, ülihästi modelleeritav. Probleemideta kasutamine nii külmkui ka kuumpolümeeritavate akrüülidega, parandusvormide tegemisel ning hammaste kaitsmiseks küvetis. Kõvadus A70 Shore

55311..... Purk

900 ml

55563..... Ämber

10 kg

Pastakõvendi

Putty-silikoon

MD119661..... Punane

60 ml



Occlu Spray

Ülipeen pihustatav pulber kontaktpunktide määramiseks. Haakub metalli, keraamika, kipsi ja akrüüluga.

56539..... Roheline

75 ml



Kipsid

	Kipsiliigitus	Segamis vahekord vesi-kips	Kõvene- misaeg	Tööaeg	Kõvenemis- paisumine 2 tunni pärast	Survetugevus 1 tunni pärast
		ml/g	min.	%	%	N/mm ²
Occlubaster 55282	II	50:100	5–6	10–12	0,18	12, kuivana 17
Occlumedanit 55280, 55535	III	30:100	5–6	10–12	0,14	24, kuivana 50
Oklu-artikulatsioonikips 55284	III	30:100	3,5	2	0,04	20, kuivana 30

Vahad

Hambumusvaha

Pika tööajaga, hästi vormi hoidev. Plaadi suurus 83 x 186 mm, paksus 1,50 mm.

55097 Keskmise kõvadusega

55098 Keskmise kõvadusega

56055 Kõva (nn. suvevaha)

0,5 kg

2,5 kg

0,5 kg



Orbi PROtray LC

Lihtsalt vormitav, valguskõvastuv materjal individuaallusikate ja baasiste valmistamiseks. Kõveneb kõigi valguskõvastumismeetotitega (halogeen, UV). Lehe paksus 2 mm, värv roosa

MD125327 Roosa, 2,3 mm

50 tk



Adapta

Läbipaistvad adapta-plastkiled kroonitehnoloogia jaoks.

55243 Ø 42 mm x 0,1 mm plastkarbikile

55244 Ø 42 mm x 0,6 mm

200 tk

100 tk



Immutusvaha

Kroonivahatamiseks, üksikdoosidena.

56029 Oranž

80 g



Valukanalivahad

Elsatne, keskmise kõvadusega, sinine, rullis.

56077 Ø 2,5 mm

56078 Ø 3,0 mm

56079 Ø 3,5 mm

56080 Ø 4,0 mm

52190 Ø 5,0 mm

250 g



Vahatraat

Keskmise kõvadusega, lihtsalt modelleeritav ja ümmargune vahatraat ribadena. Türkiissinine.

54856 Ø 0,6 mm

56081 Ø 0,8 mm

56082 Ø 1,2 mm

12 g

25 g

50 g



Valuvaha

Vahaplaadid kaaretöödeks, värv türkiissinine. Plaadi suurus: 75 x 150 mm

56083 Sile, 0,50 mm

56084 Kare, 0,40 mm

56085 Kare, 0,50 mm

56086 Kare, 0,60 mm

15 plaati



Vahatoorikud kaaretöödeks

Türkiissinine, performeeritud

56030 Vahepaal, sirge LR

Plaadi suurus 70 x 70 mm, paksus 0,7 mm.


56032 Neljakandilised augud (1,8 mm), 70 x 70 mm, paksus 0,7 mm.

Plaadi Suurus 70 x 70 mm, paksus 0,8 mm.

56033 Ümmargused augud (2,0 mm), 70 x 70 mm, paksus 0,8 mm

40 tk

20 plaati




Klambritoorikud

Türkiissinine.

56034 Molaariklamber MK

56035 Premolaariklamber PK

10 plaati



Poleerimiskummid sirgotsikule



Must, kõva

Must, tugev poleerimiskumm koobaltkroomi viimistluseks ja poleerimiseks.
Soovitatav töökiirus 6.000–12.000 p/min.

56107 Otsik Ø 6,3 mm, pikkus 24 mm

56108 Lääts Ø 22,2 mm

54913 Ketas Ø 22,2 mm

100 tk

Roheline

Standaarne poleerimiskumm koobaltkroomi viimistluseks ja poleerimiseks.
Soovitatav töökiirus 6.000–12.000 p/min.

54916 Otsik Ø 6,3 mm, pikkus 24 mm

56109 Lääts Ø 22,2 mm

54914 Ketas Ø 22,2 mm

100 tk

Sinine

Kõrglõike poleerimiskumm koobaltkroomi ja mitteväärismetallide kõrglõike poleerimiseks. Soovitatav töökiirus 6.000–12.000 p/min.

54917 Otsik Ø 6,3 mm, pikkus 24 mm

54918 Lääts Ø 22,2 mm

54915 Ketas Ø 22,2 mm

100 tk

Poleerimishari sirgotsikule (HP)

Pehme, neutraalsete harjastega hari HP -otsikule proteesiakrüüli, komposiidi, metalli ja keraamika poleerimiseks.

56047 Nr 9, Ø 15 mm

25 tk



Valusilindrid ja küvetid

Valusilindrid

Vastupidavad, vääristerasest. Kõrgus 55 mm, seina paksus 1,5 mm.

56036 1x, Ø 30 mm, 60 g
 56037 3x, Ø 48 mm, 180 g
 56038 6x, Ø 65 mm, 360 g
 56039 9x, Ø 80 mm, 540 g



1 tk

Valukoonuse vormid

Kummist, kestvad ja painduvad vormid. Põhi kinnitatud metallplaadiga (suurused 1x - 9x).

56040 1x
 56041 3x
 56042 6x
 56043 9x
 56044 Universaalne



1 tk

Proteesiküvett

Vastupidav messingiküvett proteesimistöodeks.

Sisemõõtmed: 72 x 84 x 50 mm

56045 Neljaosaline küvett



1 tk

Küvetipüügel

Komplektis on võti püügli pingutamiseks ja konks mille abil saab püüglist tõsta välja keevast veest. Püügli vahe on 107 mm.

MD127986 1 küvetile
 MD127987 1–2 küvetile



1 tk



Osta omale Orbis!
Kõik materjalid
igapäevaellu.

www.plannet.ee



Plandent Eesti OÜ
Madara 27 10612
Tallinn, Harjumaa

Telefonid:
6630970 6630972
6630971 6630973
www.plandent.com/ee
Tasuta tellimisliin: 8002828
e-mail: Plandenteesti@plandent.com