




Plandent

ORBIS)))

PRODUKTKATALOG 2020

Like



Orbis ger dig lite mer för pengarna

Attraktiva produkter till attraktiva priser

Orbis är Plandents eget varumärke. Här hittar du ett brett utbud av de basprodukter du använder ofta och mycket på kliniken. Vi är stolta att kunna erbjuda ett förbrukningssortiment som hjälper dig spara pengar utan att kompromissa med kvaliteten. När du väljer Orbis kan du vara säker på att du får ett prisvärt alternativ.

Ett flexibelt utbud

Vårt förbrukningssortiment utvecklas varje dag och Orbis-familjen växer stadigt. Vi tar oss alltid tid att kvalitetssäkra produkterna och vi jobbar ständigt för att göra dem bättre och utveckla nya för att möta alla klinikers olika behov.

Vi strävar mot att minimera användningen av förpackningsmaterial och att långsiktigt minska mängden avfall. Tack vare inköpsarbeten i Plandent-gruppen* har vi möjlighet att minska transporter genom färre mellanhänder samtidigt som vi kan erbjuda högkvalitativa produkter till ett lågt pris.

Utöver Orbis finns vårt andra varumärke Like, som är ett bra lågprisalternativ till produkter du använder varje dag.

Gör ett smart val – välj Orbis och Like

Du hittar hela sortimentet från Orbis och Like på en egen flik i vår webbshop. Där ser du alltid ditt aktuella pris på våra produkter.

Om du saknar något i vårt sortiment eller har funderingar kring en specifik produkt är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Beställ enkelt via webben på
www.plandent.se,
PlanOrder eller
kundservice 08-676 54 10.

**Vi skapar en bättre vardag för
svensk tandvård!**

*Du vet väl att vi tillhör den största dentala återförsäljarkedjan i norra Europa?

INNEHÅLL

ORBIS

4	Tandfyllnad
13	Polering
15	Röntgen & digitala tillbehör
18	Endodonti
27	Profylax, puts & tandblekning
31	Engångsmaterial
41	Desinfektion & hygien
44	Avtryck
49	Instrument

LIKE

57	Tandfyllnad
59	Endodonti
63	Engångsmaterial
64	Profylax



Engångs



Autoklaverbar



Steril

Produktbeskrivningarna är inte fullständiga. Läs alltid bruksanvisningen som följer med förpackningen.

TANDFYLLNAD

TANDFYLLNADSMATERIAL

ORBI-HIFIL SUPREME ②

Ljushärdande nano-hybrid kompositför samtliga kavitetsindikationer



PLT refill A1	652730	20 x 0,25 g
PLT refill A2	652731	20 x 0,25 g
PLT refill A3	652732	20 x 0,25 g
PLT refill A3.5	652733	20 x 0,25 g
PLT refill B2	652734	20 x 0,25 g
PLT refill C3	652736	20 x 0,25 g
Spruta refill A1	652740	1 x 4 g
Spruta refill A2	652741	1 x 4 g
Spruta refill A3	652742	1 x 4 g
Spruta refill A3.5	652743	1 x 4 g
Spruta refill B2	652744	1 x 4 g
Spruta refill C3	652745	1 x 4 g

ORBI-FLOW

Flytande finpartikel hybrid-komposit. Ljushärdande, röntgenopakt.



Spruta A1	652721	2 x 2 g
Spruta A2	652722	2 x 2 g
Spruta A3	652723	2 x 2 g
Spruta A3,5	652724	2 x 2 g
Kanyl 21G 0,8 x 13 mm svart ②	652726	1 x 20 st

TEMPORÄRT MATERIAL

ORBI-TEMP



Självblandande (automix) kompositmaterial för framställning av temporära kronor och broar, onlays och fasader. Fri från Methymethacrylat. Härdningstemperatur under 40 grader. Låg polymerisationskrampning. Mycket god passform.

K&B A2	MD168349	1 x 50 ml
K&B A3	MD122808	1 x 50 ml
K&B A3,5	MD168350	1 x 50 ml

BONDINGMATERIAL

ORBI-BOND SE ONE



Självtvetsande, ljushärdande enkomponents-adhesiv för direkta ljushärdande kompositrestaurationer.

Orbi-Bond SE ONE MD169352 1 x 5 ml

ORBI-BOND AF



Ljushärdande enkomponent adhesiv. Primer och adhesiv i ett. Lämplig för totalets. Passar alla ljushärdande kompositer. Acetonfri.

Orbi-Bond AF 652714 1 x 5 ml

ISOLERINGSMATERIAL

ORBIS CAVITY LINER LC



Ljushärdande, röntgenkontrasterande enkomponentsmaterial som innehåller kalciumhydroxid. Användningsområde: Indirekt pulpaöverkappning och som liner under alla restaurationsmaterial.

Cavity Liner LC MD149995 2 x 2 ml

MATRISER

METALLMATRISER

Extra tunna 0,030 mm



Nr 1 premolar rak 660322 1 x 100 st



Nr 2 premolar enkel 660323 1 x 100 st



Nr 6 premolar dubbel 660327 1 x 100 st

	Nr 3 molar rak	660324	1 x 100 st
	Nr 4 molar enkel	660325	1 x 100 st
	Nr 5 molar dubbel	660326	1 x 100 st
Micro-thin, tunna 0,037 mm			
	Nr 1 premolar rak	660330	1 x 100 st
	Nr 2 premolar enkel	660331	1 x 100 st
	Nr 6 premolar dubbel	660332	1 x 100 st
	Nr 3 molar rak	660333	1 x 100 st
	Nr 4 molar enkel	660334	1 x 100 st
	Nr 5 molar dubbel	660335	1 x 100 st

FÖRKONTURERADE METALLMATRISER

0,045 mm

	Dubbel molar	MD121945	1 x 50 st
	Enkel molar m/d; d/m	MD121946	1 x 50 st
	Enkel molar d/m; m/d	MD121947	1 x 50 st
	Dubbel premolar	MD121948	1 x 50 st
	Enkel premolar m/d; d/m	MD121949	1 x 50 st
	Enkel premolar d/m; m/d	MD121950	1 x 50 st

MATRISHÅLLARE



Junior

72116

1 x 1 st



Senior

72117

1 x 1 st



Universal

72118

1 x 1 st

TOFFLEMIER MATRIS

0,038 mm



Tofflemire förkont rak matrisband

MD127062

1 x 50 st

ORBIS SEKTIONSMATRIS KILAR

Engångs plastkil av polypropylene.



Wedges Small gul

MD150147

1 x 100 st



Wedges Medium blå

MD150148

1 x 100 st



Wedges Large orange

MD150149

1 x 100 st

ORBIS SEKTIONSMATRIS



För engångsbruk av rostfritt stål. Tjocklek: 0,045 mm.

Sektionsmatris 4,5 mm premolar	MD150150	1 x 100 st
--------------------------------	----------	------------

Sektionsmatris 5,5 mm molar	MD150151	1 x 100 st
-----------------------------	----------	------------

Sektionsmatris 6,5 mm molar	MD150152	1 x 100 st
-----------------------------	----------	------------

ORBIS SEKTIONSMATRIS RINGAR



Ring av nickeltitan och polyamide. Autoklaverbar.

Ring Universal svart	MD150154	1 x 2 st
----------------------	----------	----------

Ring Narrow grå	MD150155	1 x 2 st
-----------------	----------	----------

Ring Universal & Narrow	MD150283	1 x 2 st
-------------------------	----------	----------

ÖVRIGA TILLBEHÖR

TRÄKILAR



Nr 10 orange	660194	1 x 1000 st
--------------	--------	-------------

Nr 20 vit	660195	1 x 1000 st
-----------	--------	-------------

Nr 30 grön	660196	1 x 1000 st
------------	--------	-------------

Nr 40 gul	660197	1 x 1000 st
-----------	--------	-------------

CELLUOIDSTRIPS



Tunna 0,05 mm. Längd 120 mm.

Celluoidstrips raka	660459	1 x 1000 st
---------------------	--------	-------------

PENSELSKAFT




Vitt. Enkeländat.

650834

1 x 1 st

PENSLAR



Stora, vit hylsa, svart borste

650835

1 x 100 st

Små, vit hylsa, svart borste

650836

1 x 100 st

Små, röd hylsa, svart borste

650838

1 x 100 st

Små, röd hylsa, vit borste

650839

1 x 100 st

Små, vit hylsa, vit borste

650837

1 x 100 st

BLANDNINGSPLATTA



Blandningsplatta 12 urtag

MD119241

1 x 50 st

SKUMPLASTPELLETS



Skumplastpellets nr 1. Ø 4 mm.

620003

1 x 3000 st

KOFFERDAM

Kofferdam i latex. Bredd rulle 15,5 cm.



Ljus tunn i rulle

660071

1 x 4,5 m

Mörk tunn i rulle

660074

1 x 4,5 m

Ljus medium i rulle

660070

1 x 4,5 m

Mörk medium i rulle

660073

1 x 4,5 m

Mörk tjock i rulle

660072

1 x 2,25 m



Mörk medium i bit 15 x 15 cm

660068

1 x 36 st

Syntetisk, latexfri kofferdam



Medium blå 15 x 15 cm

MD149989

1 x 20 st

LJUSSKYDD



Vinklat härdljusskydd för maximalt skydd.

H: 265 mm, B: 125 mm. Handtaget H 93 mm, B: 38 mm.

MD150241

1 x 1 st

PREPARATION

RUNDBORR [Ⓐ]



Rund stålborr

Längd 22 mm för vinkelstycke resp. 44,5 mm för handstycke.

010 Vst	430652	1 x 6 st
012 Vst	430653	1 x 6 st
014 Vst	430654	1 x 6 st
016 Vst	430655	1 x 6 st
018 Vst	430656	1 x 6 st
021 Vst	430657	1 x 6 st
023 Vst	430658	1 x 6 st
025 Vst	430659	1 x 6 st
014 Hst	430665	1 x 6 st
023 Hst	430666	1 x 6 st



801



835



836



837



838



862

FG-fattad preparationsdiamant

Kornstorlek 50-120 µm. Speciell plätterad diamantyta, hög avverkning.

C 835/010 FG Fissur rak	MD165234	1 x 5 st
C 835/012 FG Fissur rak	MD165235	1 x 5 st
C 835/014 FG Fissur rak	MD165236	1 x 5 st
C 878K/014 FG	MD165240	1 x 5 st
C 878K/016 FG	MD165241	1 x 5 st
C 878K/018 FG	MD165244	1 x 5 st
C 881/016 FG	MD165246	1 x 5 st
C 862/012 FG Flamma	MD165258	1 x 5 st
C 862/016 FG Flamma	MD165259	1 x 5 st
SC 862/012 FG Flamma	MD165260	1 x 5 st
C 863/012 FG Flamma	MD165261	1 x 5 st
C 368/023 FG	MD165268	1 x 5 st
M 801/009 FG Rund	451510	1 x 5 st
M 801/010 FG Rund	451511	1 x 5 st
M 801/012 FG Rund	451512	1 x 5 st
M 801/014 FG Rund	451513	1 x 5 st
M 801/016 FG Rund	451514	1 x 5 st
M 801/018 FG Rund	451515	1 x 5 st
M 801/022 FG Rund	451516	1 x 5 st
M 801/032 FG Rund	451517	1 x 5 st
M 835/008 FG Fissur rak	451520	1 x 5 st
M 835/010 FG Fissur rak	451521	1 x 5 st
M 835/012 FG Fissur rak	451522	1 x 5 st
M 835/014 FG Fissur rak	451523	1 x 5 st
M 836/012 FG Fissur rak	451524	1 x 5 st
M 836/014 FG Fissur rak	451525	1 x 5 st
M 837/012 FG Fissur rak	451526	1 x 5 st
M 838/010 FG Fissur rundad	451530	1 x 5 st
M 838/012 FG Fissur rundad	451531	1 x 5 st
M 838/014 FG Fissur rundad	451532	1 x 5 st
M 838/016 FG Fissur rundad	451533	1 x 5 st
M 862/012 FG Tunn spets	451543	1 x 5 st
M 830/010 FG Pärön	MD165264	1 x 5 st
M 830/012 FG Pärön	MD165265	1 x 5 st
M 830/014 FG Pärön	MD165266	1 x 5 st
M 830/016 FG Pärön	MD165267	1 x 5 st
M 862/012 FG Flamma	MD165258	1 x 5 st
M 863/016 FG Flamma	MD165262	1 x 5 st
M 878/012 FG	MD165237	1 x 5 st
M 886/016 FG cylinder	MD165247	1 x 5 st
M 878K/014 FG	MD165238	1 x 5 st
M 878K/016 FG	MD165239	1 x 5 st
M 881/014 FG	MD165245	1 x 5 st



368



833



879

M 368/018 FG	451540	1 x 5 st
M 833/023 FG Äggformad	451542	1 x 5 st
M 368/023 FG	451541	1 x 5 st
F 801/014 FG Rund	451560	1 x 5 st
F 801/016 FG Rund	451561	1 x 5 st
F 801/018 FG Rund	451562	1 x 5 st
F 801/022 FG Rund	451563	1 x 5 st
F 801/032 FG Rund	451564	1 x 5 st
F 368/018 FG	451550	1 x 5 st
F 368/023 FG	451551	1 x 5 st
F 833/023 FG Äggformad	451565	1 x 5 st
SF 862/012 FG Flamma	MD165263	1 x 5 st
F 862/012 FG Tunn spets	451552	1 x 5 st
F 879/014 FG Rundad spets	451566	1 x 5 st

ZEKRYA BORR

Specialborr för rotseparation. Extra lång konisk.



Zekrya borr FG 23 mm MD127274 1 x 5 st



Zekrya borr FG 28 mm MD127275 1 x 5 st

BORRBURK



Borrburk i plast med lock. Höjd: 6 cm. Diameter: 9 cm.

Borrburk i plast 400119 1 x 1 st

POLERING

KOMPOSITPOLERARE [Ⓐ]



Kompositpolerare för optimal och långvarig höggloss. Används till vinkelstycke.

Minipoint medium gul	MD125943	1 x 50 st
----------------------	----------	-----------

Cup medium gul	MD125944	1 x 50 st
----------------	----------	-----------

Flame medium gul	MD125945	1 x 50 st
------------------	----------	-----------

Minipoint fine blå	MD125946	1 x 50 st
--------------------	----------	-----------

Cup fine blå	MD125947	1 x 50 st
--------------	----------	-----------

Flame fine blå	MD125948	1 x 50 st
----------------	----------	-----------

POLERARE FÖR KERAMER [Ⓐ]



Polerare för keramer (fältspat, lithiumdisilikat, zirkonia etc.).
Används till vinkelstycke.

Minipoint medium röd	MD125955	1 x 25 st
----------------------	----------	-----------

Cup medium röd	MD125956	1 x 25 st
----------------	----------	-----------


Flame medium röd	MD125957	1 x 25 st
------------------	----------	-----------

Minipoint fine rosa	MD125958	1 x 25 st
---------------------	----------	-----------

Cup fine rosa	MD125959	1 x 25 st
---------------	----------	-----------

Flame fine rosa	MD125960	1 x 25 st
-----------------	----------	-----------

PERFORERADE DIAMANTSTRIPS [Ⓐ] [Ⓢ]



Diamantbelagda, perforerade stålstrips med blankt parti på mitten.
Enkelsidig. Längd: 14,7 cm

Medium blå, 2,5 mm	471251	1 x 10 st
--------------------	--------	-----------

Medium blå, 3,75 mm	471253	1 x 10 st
---------------------	--------	-----------

Fine röd, 2,5 mm	471250	1 x 10 st
------------------	--------	-----------

Fine röd, 3,75 mm	471252	1 x 10 st
-------------------	--------	-----------

Extra fine gul, 2,5 mm	MD123084	1 x 10 st
------------------------	----------	-----------

Extra fine gul, 3,75 mm	MD123085	1 x 10 st
-------------------------	----------	-----------

POLERTRISSOR



Flexibla polertrissor med aluminiumoxidbeläggning. Pop-on.

10 mm Coarse mörkröd	MD125348	1 x 100 st
10 mm Medium röd	MD125349	1 x 100 st
10 mm Fine orange	MD125350	1 x 100 st
10 mm Extra fine gul	MD125351	1 x 100 st
14 mm Coarse mörkröd	MD125352	1 x 100 st
14 mm Medium röd	MD125353	1 x 100 st
14 mm Fine orange	MD125354	1 x 100 st
14 mm Extra fine gul	MD125355	1 x 100 st
Starter set 10 mm	MD169327	1 x 1 fp
Starter set 14 mm	MD169326	1 x 1 fp
Mandrell för polertrissor	MD169334	1 x 3 st

SPIRAL-POLERARE



Orbis polerare för komposit. Flexibelt spiralhjul med diamantpartiklar för att skapa en jämn yta. Passar alla tandytor. Rekommenderad hastighet 10 000 -20 000 varv/minut med lätt vattenkylning. Ø 14 mm.

Fine grå för kompositer	MD149811	1 x 10 st
Medium rosa för kompositer	MD149812	1 x 10 st

Orbis polerare för keramer (fältspat, litiumdisilikat, zirkonia etc.). Flexibelt spiralhjul med diamantpartiklar för att skapa en jämn yta. Passar alla tandytor. Rekommenderad hastighet 10 000-12 000 varv/minut (max 20.000 varv/minut) med lätt vattenkylning. Ø 14 mm.



Fine grå för keramer	MD149813	1 x 10 st
----------------------	----------	-----------



Medium rosa för keramer	MD149814	1 x 10 st
-------------------------	----------	-----------



Coarse blå för keramer	MD149815	1 x 10 st
------------------------	----------	-----------

BILDPLATTOR

SKYDDSPÅSE 

Påse som försluts och öppnas enkelt och effektivt. Passar bildplattor Digora och VistaScan.

Nr 0: 2 x 3 cm	630450	1 x 100 st
Nr 1: 2 x 4 cm	630451	1 x 100 st
Nr 2: 3 x 4 cm	630452	1 x 300 st
Nr 3: 2,7 x 5,4 cm	630453	1 x 100 st
Nr 4: 5,7 x 7,5 cm	630454	1 x 100 st

BITSKYDD 

Bitskydd passande bildplattor Digora och VistaScan

Nr 0: 2 x 3 cm	MD117142	1 x 200 st
Nr 1: 2 x 4 cm	MD117143	1 x 200 st
Nr 2: 3 x 4 cm	MD117144	1 x 200 st
Nr 3: 2,7 x 5,4 cm	MD117145	1 x 200 st

BILDPLATTEHÅLLARE 

Orbis FLEXray är en patientvänlig hållare för bildplattor. Styv hållare för ökad precision. Smidigt fäste för bildplattor samt färgkodade huvuden för snabb och enkel hantering. Vridbart huvud för snabba positionsförflyttningar.

F01 Start Kit (1 BW, 1 kort BW, 1 apikal)	MD128969	1 x 1 fp
---	----------	----------



F01 bitewing lila	MD128970	1 x 3 st
-------------------	----------	----------



F01 bitewing kort lila

MD128971

1 x 3 st



F01 apical cerise

MD128972

1 x 3 st

SENSORER

SKYDDSPÅSE

Mjukt och tunt hygienskydd med flik. Patientvänlig.



Sensorpåse 3,5 x 21 cm

MD126029

1 x 500 st

Sensorpåse 4 x 21 cm

MD126030

1 x 500 st

Sensorpåse 6,5 x 21 cm

MD126031

1 x 500 st

SENSORHÅLLARE

Orbis FLEXray är en patientvänlig sensorhållare med styv hållare för ökad precision. Snap-on-fäste för sensor samt färgkodade huvuden för snabb och enkel hantering. Vridbart huvud för snabba positionsförflyttningar.



C03 Start Kit nr 1
(1 BW, 1 kort BW, 1 apikal)

MD128961

1 x 1 fp



C01 Start Kit nr 2
(1 BW, 1 kort BW, 1 apikal)

MD128962

1 x 1 fp



C03 nr 1 bitewing grön

MD128963

1 x 3 st



C01 nr 2 bitewing lila

MD128964

1 x 3 st



C03 nr 1 bitewing kort grön

MD128965

1 x 3 st



C01 nr 2 bitewing kort lila

MD128966

1 x 3 st



C03 nr 1 front apical blå

MD128967

1 x 3 st



C01 nr 2 front apical cerise

MD128968

1 x 3 st



C01 nr 2 endo gul

MD129730

1 x 25 st

INTRAORAL KAMERA

SKYDDSPÅSE FÖR INTRAORAL KAMERA



Den transparenta påsen ger högkvalitativa bilder med optimal och hygienisk hantering. 5 x 23 cm.

Universal skyddspåse intraoral kamera

MD126040

1 x 250 st

ENDODONTI

NICKELTITANFILAR


GOLDEN ONE

Sterilförpackad engångsfil med multivariabel taper. Tillverkad av Golden-Wire NiTi alloy. Detta gör filen flexibel och stark samt vävnadsbesparande. Filens lätt rombformade tvärsnitt avlägsnar effektivt debris ur kanalen, en semiaktiv guidetip säkerställer följsamhet i rotkanalen. Används med reciprocerande rörelser till anpassad motor och program.



Small 20.07 21 mm gul	MD167015	1 x 6 st
Small 20.07 25 mm gul	MD167016	1 x 6 st
Small 20.07 31 mm gul	MD167017	1 x 6 st
Primary 25.07 21 mm röd	MD167018	1 x 6 st
Primary 25.07 25 mm röd	MD167019	1 x 6 st
Primary 25.07 31 mm röd	MD167020	1 x 6 st
Medium 35.06 21 mm grön	MD167021	1 x 6 st
Medium 35.06 25 mm grön	MD167022	1 x 6 st
Medium 35.06 31 mm grön	MD167023	1 x 6 st
Large 45.05 21 mm vit	MD167027	1 x 6 st
Large 45.05 25 mm vit	MD167028	1 x 6 st
Large 45.05 31 mm vit	MD167029	1 x 6 st

ROTARY FILES [Ⓐ]



Reamerprofil. Hög avverkningseffekt. Färgkodade.
Rekommenderat varvtal 300.

Rotary File 6 % 21 mm/20	483001	1 x 6 st
Rotary File 6 % 21 mm/25	483002	1 x 6 st
Rotary File 6 % 21 mm/30	483003	1 x 6 st
Rotary File 6 % 25 mm/20	483010	1 x 6 st
Rotary File 6 % 25 mm/25	483011	1 x 6 st
Rotary File 6 % 25 mm/30	483012	1 x 6 st
Rotary File 4 % 25 mm/20	483020	1 x 6 st
Rotary File 4 % 25 mm/25	483021	1 x 6 st
Rotary File 4 % 25 mm/30	483022	1 x 6 st
Rotary File 4 % 25 mm/35	483023	1 x 6 st
Rotary File 4 % 25 mm/40	483024	1 x 6 st
Rotary File 4 % 25 mm/45	483025	1 x 6 st

CROWN DOWN ROTARY FILE



Fil i nickel-titan för koronal vidgning. Maxhastighet: 600 rpm.

Crown Down Rotary Fil 12% 15 mm/25 MD067169 1 x 4 st

HANDFILAR

K-FILAR



K-fil 25 mm/06	491882	1 x 6 st
K-fil 25 mm/08	491883	1 x 6 st
K-fil 25 mm/10	491884	1 x 6 st
K-fil 25 mm/15	491884	1 x 6 st
K-fil 25 mm/20	491886	1 x 6 st
K-fil 25 mm/25	491887	1 x 6 st
K-fil 25 mm/30	491888	1 x 6 st
K-fil 25 mm/35	491889	1 x 6 st
K-fil 25 mm/40	491890	1 x 6 st
K-fil 25 mm/45	491891	1 x 6 st
K-fil 25 mm/50	491892	1 x 6 st
K-fil 25 mm/55	491893	1 x 6 st
K-fil 25 mm/60	491894	1 x 6 st
K-fil 25 mm/70	491895	1 x 6 st
K-fil 25 mm/80	491896	1 x 6 st
K-fil 25 mm/15–40 sortiment	491880	1 x 6 st
K-fil 25 mm/45–80 sortiment	491881	1 x 6 st

Nickeltitanlegering med färgkodat skaft och stoppring.



NiTiflex-K 21 mm/10	481250	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/15	481251	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/20	481252	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/25	481253	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/30	481254	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/35	481255	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/40	481256	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/45	481257	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/50	481258	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/55	481259	1 x 6 st
NiTiflex-K 21 mm/60	481260	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/10	481265	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/15	481266	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/20	481267	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/25	481268	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/30	481269	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/35	481270	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/40	481271	1 x 6 st

NiTiflex-K 25 mm/45	481272	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/50	481273	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/55	481274	1 x 6 st
NiTiflex-K 25 mm/60	481275	1 x 6 st

HEDSTRÖMSFILAR



Rostfritt stål med färgkodat skaft och stoppring.

Hedström 25 mm/08	491822	1 x 6 st
Hedström 25 mm/10	491823	1 x 6 st
Hedström 25 mm/15	491824	1 x 6 st
Hedström 25 mm/20	491825	1 x 6 st
Hedström 25 mm/25	491826	1 x 6 st
Hedström 25 mm/30	491827	1 x 6 st
Hedström 25 mm/35	491828	1 x 6 st
Hedström 25 mm/40	491829	1 x 6 st
Hedström 25 mm/45	491830	1 x 6 st
Hedström 25 mm/50	491831	1 x 6 st
Hedström 25 mm/55	491832	1 x 6 st
Hedström 25 mm/60	491833	1 x 6 st
Hedström 25 mm/70	491834	1 x 6 st
Hedström 25 mm/80	491835	1 x 6 st
Hedström 25 mm/15–40 sortiment	491820	1 x 6 st
Hedström 25 mm/45–80 sortiment	491821	1 x 6 st

Nickeltitanlegering med färgkodat skaft och stoppring.



NiTi H-fil 25 mm/10	481370	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/15	481371	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/20	481372	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/25	481373	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/30	481374	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/35	481375	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/40	481376	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/45	481377	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/50	481378	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/55	481379	1 x 6 st
NiTi H-fil 25 mm/60	481380	1 x 6 st



Färgkodade standardfiler i stål, med stoppring.

Sure File 21 mm/10	481202	1 x 6 st
Sure File 21 mm/15	481203	1 x 6 st
Sure File 21 mm/20	481204	1 x 6 st
Sure File 21 mm/25	481205	1 x 6 st
Sure File 21 mm/30	481206	1 x 6 st
Sure File 21 mm/35	481207	1 x 6 st
Sure File 21 mm/40	481208	1 x 6 st
Sure File 21 mm/45	481209	1 x 6 st
Sure File 21 mm/50	481210	1 x 6 st
Sure File 21 mm/55	481211	1 x 6 st
Sure File 21 mm/60	481212	1 x 6 st
Sure File 21 mm/70	481213	1 x 6 st
Sure File 25 mm/08	481221	1 x 6 st
Sure File 25 mm/10	481222	1 x 6 st
Sure File 25 mm/15	481223	1 x 6 st
Sure File 25 mm/20	481224	1 x 6 st
Sure File 25 mm/25	481225	1 x 6 st
Sure File 25 mm/30	481226	1 x 6 st
Sure File 25 mm/35	481227	1 x 6 st
Sure File 25 mm/40	481228	1 x 6 st
Sure File 25 mm/45	481229	1 x 6 st
Sure File 25 mm/50	481230	1 x 6 st
Sure File 25 mm/55	481231	1 x 6 st
Sure File 25 mm/60	481232	1 x 6 st
Sure File 25 mm/70	481233	1 x 6 st

Nickeltitanlegering med färgkodat skaft och stoppring.



Sure Flex NiTi 21 mm/10	481301	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm/15	481302	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm/20	481303	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm/25	481304	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm/30	481305	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm/35	481306	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm/40	481307	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm/45	481308	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm/50	481309	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm/55	481310	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 21 mm /60	481311	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/10	481315	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/15	481316	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/20	481317	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/25	481318	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/30	481319	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/35	481320	1 x 6 st

Sure Flex NiTi 25 mm/40	481321	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/45	481322	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/50	481323	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/55	481324	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 25 mm/60	481325	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/10	481330	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/15	481331	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/20	481332	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/25	481333	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/30	481334	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/35	481335	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/40	481336	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/45	481337	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/50	481338	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/55	481339	1 x 6 st
Sure Flex NiTi 31 mm/60	481340	1 x 6 st

REAMERS



K-reamer 25 mm/08	491922	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/10	491923	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/15	491924	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/20	491925	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/25	491926	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/30	491927	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/35	491928	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/40	491929	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/45	491930	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/50	491931	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/55	491932	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/60	491933	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/70	491934	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/80	491935	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/15–40 sortiment	491920	1 x 6 st
K-reamer 25 mm/45–80 sortiment	491921	1 x 6 st

GUTTAPERKASPETSAR


GOLDEN ONE



Steril, färgkodad guttaperka. Används tillsammans med sealer för permanent rotfyllning.

Small gul	MD167011	1 X 60 st
Primary röd	MD167012	1 x 60 st
Medium grön	MD167013	1 X 60 st
Large vit	MD167014	1 X 60 st

FÄRGKODADE



Färgkodade guttaperkaspetsar, 28 mm.

10	481614	1 x 120 st
15	481602	1 x 120 st
20	481603	1 x 120 st
25	481604	1 x 120 st
30	481605	1 x 120 st
35	481606	1 x 120 st
40	481607	1 x 120 st
45	481608	1 x 120 st
50	481609	1 x 120 st
55	481610	1 x 120 st
60	481611	1 x 120 st
70	481612	1 x 120 st
80	481613	1 x 120 st
10	481614	1 x 120 st
90	481615	1 x 100 st
100	481616	1 x 100 st
110	481617	1 x 100 st
15-40	481600	1 x 100 st
45-80	481601	1 x 100 st

4% TAPER/ KONICITET



.04 /15	481751	1 x 60 st
.04 /20	481752	1 x 60 st
.04 /25	481753	1 x 60 st
.04 /30	481754	1 x 60 st
.04 /35	481755	1 x 60 st
.04 /40	481756	1 x 60 st
.04 /45	481757	1 x 60 st
.04 /50	MD164009	1 x 60 st
.04 /15-40	481750	1 x 60 st

6% TAPER/ KONICITET



.06 /20	481762	1 x 60 st
.06 /25	481763	1 x 60 st
.06 /30	481764	1 x 60 st
.06 /35	481765	1 x 60 st
.06 /40	481766	1 x 60 st
.06 /45	481767	1 x 60 st
.06 /15-40	481760	1 x 60 st

PAPPERSSPETSAR


GOLDEN ONE



Sterila pappersspetsar för torrläggning av rotkanal.
Förpackade i blisterförpackning.

Small gul	MD167007	5 X 20 st
Primary röd	MD167008	5 X 20 st
Medium grön	MD167009	5 X 20 st
Large vit	MD167010	5 X 20 st

FÄRGKODADE



15	480860	1 x 200 st
20	480861	1 x 200 st
25	480862	1 x 200 st
30	480863	1 x 200 st
35	480864	1 x 200 st
40	480865	1 x 200 st
45	480866	1 x 200 st
50	480867	1 x 200 st
55	480868	1 x 200 st
60	480869	1 x 200 st
70	480870	1 x 200 st
80	480871	1 x 200 st
15-40	480872	1 x 200 st
45-80	480873	1 x 200 st

FÄRGKODADE STERILA

Sterila pappersspetsar. Färgkodade. 28 mm. Hög absorptionsförmåga.



10	480875	36 x 5 st
15	480876	36 x 5 st
20	480877	36 x 5 st
25	480878	36 x 5 st
30	480879	36 x 5 st
35	480880	36 x 5 st
40	480881	36 x 5 st
45	480882	36 x 5 st
50	480883	36 x 5 st
55	480884	36 x 5 st
60	480885	36 x 5 st
70	480886	36 x 5 st
80	480887	36 x 5 st
90	480888	36 x 5 st
15-40	480889	36 x 5 st
45-80	480890	36 x 5 st

4% och 6% taper / konicitet.

.04 /20	MD122020	36 x 5 st
.04 /25	MD122021	36 x 5 st
.04 /30	MD122022	36 x 5 st
.04 /35	MD122023	36 x 5 st
.04 /40	MD122024	36 x 5 st
.04 /45	MD122025	36 x 5 st
.04 /60	MD122026	36 x 5 st
.04 /15-40	MD122028	36 x 5 st
.06/20	MD122029	36 x 5 st
.06/25	MD122030	36 x 5 st
.06/30	MD122031	36 x 5 st
.06/35	MD122032	36 x 5 st
.06/40	MD122033	36 x 5 st
.06/15-40	MD122034	36 x 5 st

MTA-CEMENT

KAPSEL



För reparation av rotkanaler t.ex. intern resorption och retrograda fyllningar. Överkappning och reparation av perforerade kanaler. Kapseln aktiveras genom lätt tryck. Blandningstid i blandaren 30 sek. Lätt applicering direkt i önskat område.

MTA cement i kapsel 480737 2 x 0,3 g

HANDMIX



Innehåller 1 g pulver och 3 ml vätska.

MTA Cement Hand mix MD149795 1 x 1 fp

HYPOKLORIT



Spolvätska för rotkanaler. Innehåller 3% natriumhypoklorit. Vätskan har en snabbt desinficerande effekt. Förvaras svalt och torrt, skyddas mot värme och direkt solljus.

Canasol natriumhypoklorit 3 % MD123966 1 x 100 ml

KYLSPRAY



Freonfri spray för kylning (-45 grader) av skumpellets eller liknande för vitalitetstest. Mintsmaak. Obs! Spraya inte i munnen.

Kylspray mint

MD072106

1 x 200 ml

SKUMPLAST



Skumplastdynor, engångs, autoklaverbara. Ø 5 cm. Tjocklek: 1 cm. Passar till Clean-stand.

Skumplastrondeller

MD067412

1 x 25 st

PROFYLAX, PUTS & TANDBLEKNING

FLUORLACK



Fluorlack med 5% NaF, för ytapplicering på emalj och dentin. Orbis Fluoride Varnish binder till våta ytor och är inte känslig för fukt eller saliv. Används vid behandling av hypersensibla tänder, försegling av dentintubuli t.ex. vid kavitet-spreparation eller på sensibla rotytor.

Orbis Fluoride Varnish 5% NaF mint i tub MD149994 1 x 10 ml

PUTS & POLERING

PUTSPASTA

Puts- och polerpasta med mild mintsmaak. För missfärgade ytor och borttagning av plack. Fluor (0.2%). Förvara tuben stående.



RDA 40 gul x-fin MD147775 1 x 95 g

RDA 120 röd fin MD147776 1 x 95 g

RDA 170 grön medium MD147777 1 x 95 g

RDA RDA 250 blå grov MD147778 1 x 95 g

Vario Polish MD147779 1 x 95 g

FINGERKOPP

Oval fingerkopp i blå plast för profylaxpasta. Den ovala formen gör det lättare att få upp pastan med gummikoppen. Engångs.

Orbis fingerkopp MD170122 1 x 200 st

PUTSKOPPAR & -BORSTAR

Latexfria putskoppar.



Prophy cup medium lila, vinkelstycksfattning MD067507 1 x 50 st

Prophy cup Snap On MD067508 1 x 50 st



Prophy cup medium hård lila,
skruvfattning

471150

1 x 50 st



Prophy cup petite web mjuk lila,
skruvfattning

MD123768

1 x 144 st



Prophy cup petite web hård blå,
skruvfattning

MD123769

1 x 144 st

Rak polerborste i vit nylon. För polering och rengöring.



För vinkelstycksfattning

471350

1 x 50 st



Med skruvfattning

471352

1 x 50 st

Rak polerborste i naturborst. För polering och rengöring.



För vinkelstycksfattning

471351

1 x 50 st



Med skruvfattning

471353

1 x 50 st

TANDVÅRDSPRODUKTER

TANDBORSTAR

Tandborstar med mjuk, aktiv tip. Greppvänligt skaft.
Blandade färger: rosa, lila, grön och blå.



Vuxen

MD166524

1 x 100 st



Baby 0–3 år

MD166525

1 x 100 st



Barn 3–6 år

MD166526

1 x 100 st



Junior 7–10 år

MD166527

1 x 100 st

PROTESTANDBORSTE



Protestandborste med två funktioner. En tät borste med olika längd och hårdhet på borststråna för effektiv och skonsam rengöring. Den penselliknande borsten rengör protesens ojämnheter och mellanrum. Kraftigt och greppvänligt skaft.

MD123770

1 x 1 st

MELLANRUMSBORSTAR



Mellanrumsborste för tänder, implantat och ortodontisk apparatur. Plastöverdragen metalltråd. Greppvänligt färgkodat skaft. Innehåller 8 mellanrumsborstar och en hylsa som kan användas som skaftförlängare och som skydd vid förvaring.

0,4 rosa

MD166528

10 x 8 st

0,45 orange

MD166529

10 x 8 st

0,5 röd

MD166530

10 x 8 st

0,6 blå

MD166531

10 x 8 st

0,7 gul

MD166532

10 x 8 st

0,8 grön

MD166533

10 x 8 st

TANDTRÅD



Extra bred, platt, vaxad tandtråd utan fluorid.

MD166535

1 x 180 m

TANDTRÅDSBYGEL



Tandtrådsbygel med tunn slitstark tråd. Greppvänligt skaft med integrerad tandsticka.

MD166534

12 x 32 st

TANDSTICKOR



Tandsticka i plast (PE). Tandstickans yta är lätt skrovlig för att förenkla rengöringen mellan tänderna. Enkeländad.

Extra tunna

MD126027

1 x 120 st



Tunna, blå

MD149835

1 x 100 st



Mjuka interdentalstickor för daglig rengöring mellan tänderna. Tandstickan har flexibla gummitippar av silikon och är koniskt utformade. Praktiskt etui medföljer förpackningen.

Orbis Soft interdental Picks Regular

MD166536

12 x 20 st

TANDBLEKNING



Orbis White blekmedel med 16 % karbamidperoxid eller 6% hydrogenperoxid. Gel med mintsmaak. Förvaras i kylskåp. Innehåller: 4 st gelsprutor, 2 st universalskenor, 1 st förvaringsask.

Orbis White 6% blekmedel

MD124401

4 x 3 ml

Orbis White 16% blekmedel

MD124402

4 x 3 ml



FÖRVARINGSASK



Plastask för bettskenor med lufthål i botten. Levereras i blandade färger: mörkgrön, blå, vit, ljusgrön och röd.

Small 75 x 65 x 25 mm

380411

1 x 10 st

Large 80 x 70 x 40 mm

MD058666

1 x 10 st

ENGÅNGSMATERIAL

BRICKPAPPER



För standardbrickor. 18 x 28 cm.

Vit	620705	1 x 250 st
Gul	620706	1 x 250 st
Blå	620707	1 x 250 st
Grön	620708	1 x 250 st
Rosa	620704	1 x 250 st
Orange	620710	1 x 250 st

Nr: 28 x 36 cm.

Vit	MD072254	1 x 250 st
-----	----------	------------

PATIENTSERVETTER

VIKTA



2-lagers servett med plastad baksida. 40 x 45 cm.

Vit	620715	1 x 500 st
Ljusblå	620716	1 x 500 st
Rosa	620717	1 x 500 st
Mörkblå	MD148186	1 x 500 st
Ljuslila	MD148187	1 x 500 st
Cerise	MD148188	1 x 500 st
Limegrön	MD148189	1 x 500 st
Mintgrön	MD148190	1 x 500 st
33 x 48 cm.		
Blå	620709	1 x 500 st

RULLE



Plastad patientservett i rulle. 60 x 54 cm.

Vit	MD119323	1 x 80 st
Ljusblå	MD119324	1 x 80 st
Rosa	MD119325	1 x 80 st



Dispenser till patientservett i rulle	MD120236	1 x 1 st
---------------------------------------	----------	----------

SERVETHÅLLARE



Förkromad servethållare

MD072192

1 x 1 st

NACKSTÖDSSKYDD ⑧



Nackstödsskydd i papper/plast. 25 x 33 cm.

Vit	620135	1 x 500 st
Mörkblå	620136	1 x 500 st
Rosa	620137	1 x 500 st
Ljusblå	MD148224	1 x 500 st
Ljusbila	MD148225	1 x 500 st
Cerise	MD148226	1 x 500 st
Limegrön	MD148227	1 x 500 st
Mintgrön	MD148228	1 x 500 st

ENGÅNSBÄGARE ⑧



Plastbägare 18 cl. Tillverkade av polypropylen (PP).

Ljusblå	MD170264	20 x 50 st
Ljusbila	MD171412	20 x 50 st
Cerise	MD171414	20 x 50 st
Limegrön	MD170266	20 x 50 st
Mintgrön	MD171413	20 x 50 st
Mörkblå	MD170265	20 x 50 st
Rosa	MD171415	20 x 50 st
Mörkblå	620230	1 x 3000 st



Miljövänliga och komposterbara pappersbägare med PLA-beläggning.

Orbis pappersbägare 18 cl

MD171475

10 x 50 st

ENGÅNGSBLÄSTERSPETS



Engångsblästerspetsar för luft/vattenbläster i blandade färger.
Av polypropylene (PP). Ø 0,4 mm. Adapter medföljer ej.

Längd 50 mm	MD166511	1 x 250 st
Längd 65 mm	MD166512	1 x 250 st

ASPIRATORRÖR

ENGÅNGS



Tillverkad i miljövänlig polyetylenplast, med 2 S-klippta ändar.
Längd: 140 mm. Ø 11 mm.

Blå	560030	1 x 100 st
-----	--------	------------

Rakt rör med jämna snedskurna ändar. Innehåller ej latex eller BPA.
Längd: 130 mm. Ø 11 mm.

Vit	MD161866	1 x 100 st
Ljusblå	MD161867	1 x 100 st
Mintgrön	MD161868	1 x 100 st
Rosa	MD161869	1 x 100 st
Lila	MD166612	1 x 100 st

En "soft touch"-ände minskar skador på den orala vävnaden.
Röret har en ventil som förhindrar fastsugning och ger en ökad sugförmåga.
Fri från latex och PVC. Ø 11 mm.

Vit/blå	MD165343	1 x 50 st
---------	----------	-----------


AUTOKLAVERBARA



Ergonomiskt aspiratorrör med avrundade kanter. Autoklaverbar vid 134 °C.
Utan mjukgörare (ftalater). Längd: 140 mm. Ø 16 mm.

Mörkblå	MD072255	1 x 10 st
Autoklaverbara rör med rundade kanter. Ø 10 mm.		
Rainbow ljusblå	560050	1 x 100 st

BÖJBARA SALIVSUGAR ②



Raka salivrör av mjuk plast med invändig böjlig metalltråd -kan böjas till önskad form. Ø 6,5/4 mm.

Transparent med limmad vit hätta, 14,5 cm	560077	1 x 100 st
Transparent med avtagbar klar hätta, 12,5 cm	560090	1 x 1000 st
Transparent med limmad vit hätta, 12,5 cm	560091	1 x 1000 st
Blå med avtagbar klar hätta, 12,5 cm	560092	1 x 1000 st

KIRURGISKA SUGRÖR ① ②



Sterila sugrör. Ø 2,5 mm.

Sugar + adapter	MD131440	100 x 1 st
-----------------	----------	------------

PAROTISBLOCKERARE ②



Täcker hela området runt salivkörteln. Området blir fuktfritt i minst 15 min. Placeras med den pilformade spetsen inåt och med nylonnätet mot slemhinnan. Färgkodad förpackning.

Orbis Dry Pads Small	620023	1 x 100 st
Orbis Dry Pads Large	620024	1 x 100 st

MUNSKYDD

ÖRONBAND ②

3-lagers munskydd, klass II.



Blått	620700	1 x 50 st
-------	--------	-----------



Vitt	620701	1 x 50 st
------	--------	-----------



Grönt	620702	1 x 50 st
-------	--------	-----------



Rosa	620699	1 x 50 st
------	--------	-----------

KNYTBAND



3-lagers munskydd, klass II.

Blått	620703	1 x 50 st
Vitt	MD072263	1 x 50 st
Grönt	MD072265	1 x 50 st

SKYDDSGLASÖGON



Engångsvisir för skydd av ögonområdet. Visiren är tillverkad av Polyethylene Terphthalate (PET) och bågen är tillverkad av Polypropylene (PP). Bågarna kommer i blandade färger.



Visir Kit mörk (20 bågar + 20 visir)	MD165416	1 x 20 st
Visir Kit klar (20 bågar + 20 visir)	MD165417	1 x 20 st
Refill visir:		
Visir mörka	MD165418	1 x 50 st
Visir klara	MD165419	1 x 50 st

OPERATIONSMÖSSA



Rymlig modell med elastiskt band. Steril.

Operationsmössa rund, blå	MD169082	1 x 100 st
---------------------------	----------	------------

OPERATIONSDUK ② ⑤



Steril operationsduk med en diamantformad öppning på 11 x 13 cm.

Operationsduk steril 80 x 130 cm, blå MD131064 25 x 1 st

KYLSLANG ② ⑤



Orbis kylslang passar till W&H Implantmed, Nobel Biocare 80, W&H Elcomed SA 310, Implantmed New, Design 2005, Implantmed SI 923, Astra Tech Implant SI 923, Surgical Motor System, Ace, Straumann, Innova Corp., 3i, Centerpulse, Lifecore, DU900, FRIOS UNIT S, FRIOS UNIT S/i, Drilltech, OsseoSet 100, OsseoSet 200, OsseoCare.

Steril kylslang MD164694 20 x 1 st

BOMULL

BOMULLSRULLAR ②



100% kemiskt ren bomull. Osterila, högabsorberande. 300 g/fp.

Nr 1, 8 mm	MD127884	1 x 750 st
Nr 2, 10 mm	MD127885	1 x 600 st
Nr 3, 12 mm	MD127886	1 x 450 st



Dispenser för bomullsrullar. MD072258 1 x 1 st
5 x 11 x 11 cm. Ej autoklaverbar.

BOMULLSPELLETS ②

Engångspellets av ren bomull med stor uppsugningsförmåga.
Passar till Solomat.



Nr 1 large Ø 7 mm	MD128004	6 x 3 g
Nr 2 medium Ø 5,5 mm	MD128005	6 x 3 g
Nr 3 small Ø 4 mm	MD128006	6 x 3 g
Nr 4 x-small Ø 3 mm	MD128007	6 x 3 g

CELLTORK



Förskurna, icke-sterila cellulosatork på rulle. Klar att använda, dimensionsstabil, nötningsbeständig. Kan steriliseras.

Celltork i rulle 4 x 5 cm MD115215 2 x 500 st

KOMPRESS



4-lager. Nonwoven kompress. 50 % Rayon/ 50% polyester. Osteril.

Kompress 10 x 10 cm 620015 1 x 200 st

STERILPÅSAR

AUTOKLAVPÅSE SJÄLVFÖRSLUTANDE



Självförslutande autoklavpåse med indikator. Snabb, enkel, vattentät förslutning håller godset sterilt.

57 x 100 mm	MD149983	1 x 200 st
90 x 135 mm	MD149984	1 x 200 st
75 x 200 mm	670065	1 x 200 st
75 x 270 mm	670066	1 x 200 st
100 x 270 mm	670067	1 x 200 st
150 x 270 mm	670068	1 x 200 st
250 x 500 mm	670069	1 x 100 st

AUTOKLAVPÅSE



Autoklavpåsar med blå pappersbaksida och indikator. Förslutes med foliesvets. Används för sterilinpackning av instrument och brickor.

50 x 250 mm	MD165995	1 x 500 st
75 x 250 mm	MD072205	1 x 500 st
100 x 250 mm	MD072203	1 x 500 st

AUTOKLAVPÅSE PÅ RULLE



50 mm	MD072210	1 x 200 m
75 mm	MD072211	1 x 200 m
100 mm	MD072206	1 x 200 m
150 mm	MD072207	1 x 200 m
200 mm	MD072208	1 x 200 m
250 mm	MD072209	1 x 200 m

AUTOKLAVTEJP



Autoklavtejp med steriliseringsindikator, 19 mm.	MD072024	1 x 50 m
--	----------	----------

MICROBRUSH



Applikator för gel och vätskor. Passar i Microbrush-dispenser. Längd 8,5 mm.

Fine rosa 1,5 mm	650831	4 x 100 st
Regular blå 2 mm	650830	4 x 100 st

BLANDNINGSBLOCK



Transparent, 7 x 8 cm	650795	1 x 100 st
För komposit, 4 x 5 cm	650797	1 x 75 st
För komposit, 6,4 x 6,4 cm	60872	10 x 50 st
För avtryckspastor, 12 x 19 cm	MD113929	1 x 75 st
För avtryckspastor, 10 x 12 cm	610726	1 x 100 st
För avtryckspastor, 14 x 20 cm	610727	1 x 100 st

UNDERSÖKNINGSHANDSKAR

NITRIL



Orbis Prestige - osteril och puderfri elastisk nitrilhandske. Mikro-texturerade fingertoppar för bättre grepp om instrumenten. Godkänd enligt EN 455-1, 2, 3 och 4. Förvaras torrt och ej över 40°C.

XS Nitril vit	MD148649	1 x 100 st
S Nitril vit	MD148650	1 x 100 st
M Nitril vit	MD148651	1 x 100 st
L Nitril vit	MD148652	1 x 100 st
XL Nitril vit	MD148653	1 x 100 st
XS Nitril blå	MD148654	1 x 100 st
S Nitril blå	MD148655	1 x 100 st
M Nitril blå	MD148656	1 x 100 st
L Nitril blå	MD148657	1 x 100 st
XL Nitril blå	MD148658	1 x 100 st



Puderfri undersökningshandske med texturerade fingertoppar. Tunn och smidig. 3,5 MIL.

XS Nitril rosa	MD126032	1 x 200 st
S Nitril rosa	MD126033	1 x 200 st
M Nitril rosa	MD126034	1 x 200 st



Puderfri undersökningshandske med texturerade fingertoppar. Tunn och mycket smidig. 3 MIL.

XS Nitril lila	MD126035	1 x 200 st
S Nitril lila	MD126036	1 x 200 st
M Nitril lila	MD126037	1 x 200 st
L Nitril lila	MD126038	1 x 200 st
XL Nitril lila	MD126039	1 x 200 st

LATEX



Undersökningshandske av naturlatex. Osterila och puderfria.

XS Latex	MD171663	1 x 100 st
S Latex	MD171664	1 x 100 st
M Latex	MD171665	1 x 100 st
L Latex	MD171666	1 x 100 st
XL Latex	MD171667	1 x 100 st

KANYLER

MM-GÄNGAD



27G 21 mm Kort röd	MD113719	1 x 100 st
27G 25 mm Kort grön	510035	1 x 100 st
27G 35 mm Lång lila	510036	1 x 100 st
30G 12 mm Extra Kort blå	510038	1 x 100 st
30G 21 mm Kort röd	510039	1 x 100 st
30G 25 mm Kort grön	510037	1 x 100 st
30G 16 mm Kort gul	MD131517	1 x 100 st

TUM-GÄNGAD

27G 35 mm Lång lila	510057	1 x 100 st
30G 21 mm Kort röd	510059	1 x 100 st

DESINFEKTION & HYGIEN

HANDHYGIEN

HANDTVÅL



Handtvål för hud som tvättas ofta. Innehåller varken parfym eller färgämnen.

Handtvål pumpflaska	MD121942	1 x 0,5 L
Handtvål dispensopac	MD121940	1 x 1 L

HANDESINFEKTION



Tvätta huden före desinficering. Dosera 3-6 ml, massera till etanolen avdunstat. Innehåller varken parfym eller färgämnen.

Handdesinfektion pumpflaska	MD121941	1 x 0,5 L
Handdesinfektion dispensopac	MD121939	1 x 1 L
Hållare/väggfäste metall	MD012102	1 x 1 st
Droppkopp till väggfäste	MD064470	1 x 1 st

YTRENGÖRING

YTDESINFEKTION



Tvättande 72% etanolbaserad ytdesinfektion. Bruksfärdig lösning för desinficering av alkoholresistenta ytor. Torka ytan med en fuktad duk och låt medlet torka.

Ytdesinfektion i dunk	MD121936	1 x 0,5 L
Ytdesinfektion i flaska	MD121937	1 x 5 L

WIPES



Torkduk/avspritzningsservett. Mått: 235 x 240 mm.

Readiwipes Dry Plus torkduk	MD164865	72 X 50 st
-----------------------------	----------	------------



Impregnerade torkdukar, 72 % etanol, för ytdeinfektion. Storlek 20x20cm. Effektiv och snabb desinfektion av alkoholresistenta ytor. Effektiv mot svampar, bakterier (grampositiva och negativa bakterier inklusive tuberkulos, MRSA) och virus (t ex HBV, HIV, HCV, Herpes Simplex, Adeno, Rota SARS). Öppnad förpackning ska förbrukas inom en månad. EN 1040, EN 1275, EN 14348, EN 13624, EN 13697. PH 6,5-7,5.

Wipes torkdukar i burk	MD125294	1 x 150 st
Wipes refill torkdukar	MD125295	1 x 100 st

RENGÖRING AV SUGSYSTEM



Högpresterande lösning utvecklad för rengöring och desinficering av dentala sugsystem och spitoner. Användningsindikationer: Koncentratet måste först blandas med vattentill en 1-3% lösning. (10 till 30 ml koncentrat till 1 liter vatten) Ca 1 liter av blandningen ska användas per applicering. Normalt ska sugsystemet desinficeras 1-2 gånger per dag. Medlet får inte blandas med andra liknande preparat. Mikrobiologisk effekt.

Desinfektionsvätska för sugsystem	MD164014	1 x 2,5 L
-----------------------------------	----------	-----------

Orbis engångsfilter, cylinderformad. Tillverkad av polypropylene (PP) och nylon.

Engångsfilter för sugsystem, grön	MD166455	1 x 12 st
-----------------------------------	----------	-----------

RENGÖRING AV AVTRYCKSSKEDAR



För skonsam rengöring av instrument och avtrycksskedar. Löser snabbt upp rester av alginat, zinkoxid-eugenol, karboxylat och fosfat-cement.

Tray Cleaner koncentrat	MD117137	1 x 1 L
-------------------------	----------	---------

TORRA TORKDUKAR



Torra torkdukar för ytdesinfektion. Häll desinfektionsmedel i burken och låt vätskan absorbera i 15 min.

Dry Wipes i burk	MD164517	1 x 150 st
Dry Wipes refill	MD164518	1 x 100 st

PUMPAR



För Orbis koncentrat av desinfektionsvätska. 5 och 10-liters dunkar.

Pumpdoserare 30 ml	MD072083	1 x 1 st
--------------------	----------	----------

UNIVERSALOLJA



Olja i sprayflaska.

Universalspray	MD115118	500 ml
----------------	----------	--------

BLANDNINGSSPETSAR

BLANDNINGSSPETSAR



Gul	611600	1 x 50 st
Turkos/grön	611602	1 x 50 st
Rosa	611601	1 x 50 st
Blå/vit	611603	1 x 50 st
Vit	611606	1 x 50 st
Blå/röd spiral	611604	1 x 50 st
Gul/orange spiral	611605	1 x 50 st

INTRAORALA SPETSAR



Intraoral förlängningspets för blandningsspetsar.

Intraoral spets gul	611610	1 x 100 st
Intraoral spets vit	611611	1 x 100 st

BLANDNINGSSPETS TILL BLANDNINGSMASKIN



Gul	611616	1 x 40 st
Låsring gul till blandningsspets 5:1	MD072282	1 x 2 st

AVTRYCKSMATERIAL

KROMATISKT ALGINAT



Kromatiskt, dammfritt klass A-alginat med fast konsistens, snabb stelningstid och hög detaljåtergivning. Färgindikator lila, rosa, vit. Mintsmaak. Lämpligt för våtalginatteknik.

Pharmalgat A-alginat	610008	2 x 500 g
----------------------	--------	-----------

ALGINAT



Snabbstelnde dammfritt alginat. Färg: turkos. Blandningstid: 30 sek. Arbetstid: 1 min 10 sek. Stelningstid i mun: 1 min. Kan sparas i rumstemperatur i upp till 48 tim i försluten, lufttät plastpåse.

Orbis Alginat Plus	MD116996	1 x 500 g
--------------------	----------	-----------

Orbis Alginat Plus 10kg	MD116995	20 x 500 g
-------------------------	----------	------------

TILLBEHÖR



Alginat Plus pulver- och vattenmått	MD148363	1 x 1 fp
Blandningskopp för alginat 500 ml	MD056026	1 x 1 ST

BETTREGISTRERINGSMATERIAL



Bettregistreringsmaterial i A-silikon. 12 stycken gröna blandningsspetsar medföljer. Mintsmaak. DS50 1:1/2:1.

Orbibite Granit hard	72122	2 x 50 ml
----------------------	-------	-----------

Orbibite Standard	72123	2 x 50 ml
-------------------	-------	-----------

Orbibite Green	MD117432	2 x 50 ml
----------------	----------	-----------

Orbibite Scan	MD117433	2 x 50 ml
---------------	----------	-----------

Orbibite Transparent	MD117434	2 x 50 ml
----------------------	----------	-----------

ADHESIV



Adhesiv för polyeter	MD115217	1 x 30 ml
Adhesiv för A-silikoner	MD115218	1 x 10 ml

MODELLVAX



Rosa modellvax i plattor	610236	1 x 500 g
--------------------------	--------	-----------

A-SILIKON



Hydrofil och dimensionsstabil A-silikon. 5:1. Anpassad för CAD/CAM.
Smak: neutral.

Orbi-Sil Scan Heavy	MD161582	2 X 380 ml
Orbi-Sil Scan Light	MD161581	2 x 50 ml
Orbi-Sil Scan Putty Soft	MD161585	2 X 380 ml
Orbi-Sil Scan Putty Soft bas+katalysator	MD168365	2 x 300 ml

AVTRYCKSSKEDAR

ENGÅNGSSKEDAR



Engångssked i blå plast, perforerad och med stadigt handtag.

L1 liten (XS) UK	610524	1 x 24 st
L2 medium (S) UK	610525	1 x 24 st
L3 stor (M) UK	610526	1 x 24 st
U1 liten (XS) ÖK	610520	1 x 24 st
U2 medium (S) ÖK	610521	1 x 24 st
U3 stor (M/L) ÖK	610522	1 x 24 st
1DS hö ÖK/vä UK	MD169083	2 x 12 st

	Artikelnr	Typ	Blandnings- förhållande	Passar till materialen	Tillverkare
	611603	Blå/vit	1:1	Cool Temp	Coltène
	611600	Gul	1:1	Hög viskositet	
	611610	Intraoral gul		Orbi-Sil A light	Orbis
				Affinis light och regular body	Coltène
				Affinis Precious light och regular body	
				Dimension Garant L, Dimension Garant L Quick	3M Espe
				Imprint II Garant Light och Regular Body	
				Imprint II Quick Step Light och Regular Body	
				Flexitime Correct Flow, Provil Novo	Heraeus Kulzer
	611601	Rosa	1:1	Hög viskositet	
				Orbibite och Orbibite Granit	
				Jet Blue Bite, Jet Bite Hard och Fast	Coltène
				Registrado X-tra, Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC	Voco
				Blu Mousse	Parkell
	611602	Turkos/grön	1:1	Låg viskositet	
				Orbibite tillsammans med Orbibite Granit, Transparent, Scan och Green	Orbis
				Affinis Mono och Heavy Body	Coltène
				Imprint II Garant Monophase, Imprint Bite	3M Espe
				Star VPS Heavy Bite	Danville
				Pohjasaine Reline soft och extra soft	GCI
	611606	Vit	1:1	Permadyne Garant, Impregum Garant L Duosoft	3M Espe
	611604	Blå/röd spiral	4:1 10:1	Protemp 4 Garant	3M Espe
	611605	Gul/orange spiral	10:1	LuxaBite	DMG

PERFORERAD METALLSKED A



Avtryckssked i rostfritt stål. Perforerade, med retentionskant och sidenmatt finish.

U2 - ÖK (XS)	610501	1 x 1 st
U3 - ÖK (S)	610502	1 x 1 st

U4 - ÖK (M)	610503	1 x 1 st
U5 - ÖK (L)	610504	1 x 1 st
U6 - UK (XL)	610505	1 x 1 st
L2 - UK (XS)	610506	1 x 1 st
L3 - UK (S)	610507	1 x 1 st
L4 - UK (M)	610508	1 x 1 st
L5 - UK (L)	610509	1 x 1 st
L6 - UK (XL)	610510	1 x 1 st

BLANDNINGSPISTOL



DS-50. Passar ampuller 1:1 eller 2:1	72021	1 x 1 st
--------------------------------------	-------	----------

INSTRUMENT

HANDINSTRUMENT

Färgkodade handinstrument med ergonomiska silikonkaft, 11,5 mm.

	Spegelskaft 25 PDO blå	MD118028	1 x 1 st
	Explorer 5-8 PDO grå	MD118030	1 x 1 st
	Ficksond 23-520B PDO blå	MD118031	1 x 1 st
	Ficksond WHO 550B PDO blå	MD118032	1 x 1 st
	Minisickel 301-302 PDO grå	MD118033	1 x 1 st
	Minisickel 311-312 PDO röd	MD118034	1 x 1 st
	Syntette 215-216 PDO gul	MD118035	1 x 1 st
	Syntette Mini 215-216 MPDO gul	MD118036	1 x 1 st
	Gracey finishing curette 209-210 PDO röd	MD118037	1 x 1 st
	Gracey finishing curette mesial 211-212 PDO orange	MD118038	1 x 1 st
	Gracey finishing curette Mini 211-212 MPDO orange	MD118039	1 x 1 st
	Gracey finishing curette distal 213-214 PDO blå	MD118040	1 x 1 st
	Gracey finishing curette Mini 213-214 MPDO blå	MD118041	1 x 1 st
	Excavator rund 1,0 mm 61-62 PDO röd	MD118042	1 x 1 st
	Excavator rund 1,5 mm 63-64 PDO röd	MD118043	1 x 1 st
	Excavator rund 2,0 mm 65-66 PDO röd	MD118044	1 x 1 st
	Stoppare cylindrisk 1,2-2 350-380 PDO röd	MD118045	1 x 1 st
	Formkondenserare 702-703 PDO grå	MD118046	1 x 1 st

	Punsare/kulstoppare 471-473 PDO orang	MD118047	1 x 1 st
	Framtandsinstrument 43-47 PDO grön	MD118048	1 x 1 st
	Planinstrument 48-702 PDO gul	MD118049	1 x 1 st
	Planinstrument Mini 444-445 PDO	MD118050	1 x 1 st
	Carver Nyström I 74-75 PDO blå	MD118051	1 x 1 st
	Carver Nyström III 76-77 PDO grön	MD118052	1 x 1 st

GRÖNA HANDINSTRUMENT

Lösa färgkodningsringar medföljer.

	Spegelskaft 25 Si	541100	1 x 1 st
	Undersökningssond 5-9 Si	541101	1 x 1 st
	Mikrosickel 301-302 Si	541105	1 x 1 st
	Minisickel 311-312 Si	541106	1 x 1 st
	Gracey 211-212 Si	541115	1 x 1 st
	Gracey 213-214 Si	541116	1 x 1 st
	Excavator 63-64 Si	541120	1 x 1 st
	Punsare/kulst. 471-473 Si	541122	1 x 1 st
	Framtandsinstrument 43-47 Si	541123	1 x 1 st
	Planinstrument 48-702 Si	541124	1 x 1 st
	Planinstrument 6 446-447 Si	541125	1 x 1 st
	Carver Nyström III 76-77 Si	541126	1 x 1 st

HÄVEL



Rak hävel i rostfritt stål.

Small 2 mm 1601

MD072025

1 x 1 st



Medium 3 mm 1602

MD072026

1 x 1 st




Large 4 mm 1603

MD072027

1 x 1 st

EXTRAKTIONSTÄNGER


Extraktionstång i rostfritt stål. Tångens handtag har ett kryssmarkerat mönster för bättre grepp.



1 ÖK incisiver/caniner

MD117260

1 x 1 st



7 ÖK premolarer

MD117261

1 x 1 st



13 UK premolarer

MD117262

1 x 1 st



17 ÖK molarer höger

MD117263

1 x 1 st



18 ÖK molarer vänster

MD117264

1 x 1 st



22 UK molarer

MD117265

1 x 1 st



33A UK rötter

MD117266


1 x 1 st



51A ÖK rötter

MD117267

1 x 1 st



67A ÖK visdomständer

MD117268

1 x 1 st




79 UK rötter

MD117269

1 x 1 st

SAXAR [Ⓐ]



Tandkötsax rak 11 cm

MD117124

1 x 1 st

Tandkötsax böjd 11 cm

MD117125

1 x 1 st

Tandkötsax Goldman-Fox 13 cm

MD072069

1 x 1 st

KRONSAX [Ⓐ]



Kronsax i rostfritt stål. Ensidigt tandad. 11,5 cm.

Böjd

MD056051

1 x 1 st

Rak

MD056532

1 x 1 st

NÅLFÖRARE [Ⓐ]



Mathieu 14 cm

MD072120

1 x 1 st

Mathieu 17 cm

MD072121

1 x 1 st

PEANGER [Ⓐ]



Peang Halsted Mosquito.

Mosquito böjd 13 cm

MD056053

1 x 1 st

Mosquito rak 13 cm

MD056541

1 x 1 st

MUNSPEGLAR [Ⓐ]



Förstorande Nr 4	MD016640	1 x 12 st
------------------	----------	-----------

Standard Nr 4	530266	1 x 12 st
---------------	--------	-----------

Rhodium plan nr 4	530267	1 x 12 st
-------------------	--------	-----------

Rhodium plan nr 6	530268	1 x 12 st
-------------------	--------	-----------

MÄTINSTRUMENT ENLIGT IWANSON



Rostfritt mätinstrument med tunna spetsar. För kontroll av tjockleken på kronor. Visar 1/10 mm.

Mätinstrument	MD055253	1 x 1 st
---------------	----------	----------

COLLEGE PINCETT [Ⓐ]



Pincett med fina räfflor. Rostfritt stål.

16 cm med kort arbetsdel	MD056025	1 x 1 st
--------------------------	----------	----------

16 cm med lång arbetsdel	MD072023	1 x 1 st
--------------------------	----------	----------

VAXKNIV



Dubbeländad vaxkniv med träskaft.

Vaxkniv 17 cm	MD125730	1 x 1 st
---------------	----------	----------

Vaxkniv 13 cm	MD125729	1 x 1 st
---------------	----------	----------

SPATLAR [Ⓐ]



Dubbeländad spatel. Rostfri.

Liten 5 mm	MD072113	1 x 1 st
------------	----------	----------

Medium 6 mm	MD072114	1 x 1 st
-------------	----------	----------

Stor 7 mm	MD072115	1 x 1 st
-----------	----------	----------

FOLIEPINCETT



Rak, rostfri foliepincett

MD056024

1 x 1 st

BRICKOR



Rostfri bricka med slitsade kanter.

28 x 18 cm

MD012099

1 x 1 st

18 x 14 cm

MD013903

1 x 1 st



Rostfri 28 x 18 cm.

Perforerat lock

MD072248

1 x 1 st

Slät bricka

MD072249

1 x 1 st

Perforerad bricka

MD072250

1 x 1 st



Rostfri instrumenthållare för rostfria brickor. Plats för 11 instrument.

Instrumenthållare

MD072244

1 x st

ORBIS GOLDEN ONE

Snabb, säker och förutsägbar rotbehandling

Med Orbis Golden One enfilsystem är du garanterad en enkel och rationell arbetsgång. Ett begränsat antal filar ger en bättre överblick och engångsbruket minskar risken för frakturer och korskontaminering. Oftast räcker det med en enda fil för en slutlig rensning av kanalen.



ORBIS



Like

TANDFYLLNAD

TRÄKILAR ②



X-small kort orange	MD127288	1 x 100 st
Small kort vit	MD127289	1 x 100 st
Small kort grön	MD127290	1 x 100 st
Small lång gul	MD127291	1 x 100 st
Medium kort blå	MD127292	1 x 100 st
Medium lång lila	MD127293	1 x 100 st
Large lång lila	MD127294	1 x 100 st

DIAMANTER

FÖR VINKELSTYCKEN ①



EF 801/023 W rund	MD149961	1 x 25 st
EF 801/035 W rund	MD149962	1 x 25 st
F 801/014 W rund	MD149954	1 x 25 st
F 801/016 W rund	MD149955	1 x 25 st
F 801/018 W rund	MD149956	1 x 25 st
F 801/023 W rund	MD149957	1 x 25 st
F 801/029 W rund	MD149959	1 x 25 st
F 801/033 W rund	MD149960	1 x 25 st
M 801/014 W rund	MD149947	1 x 25 st
M 801/018 W rund	MD167228	1 x 25 st
M 801/021 W rund	MD149948	1 x 25 st
M 801/023 W rund	MD149949	1 x 25 st
M 801/027 W rund	MD149950	1 x 25 st
M 801/029 W rund	MD150105	1 x 25 st
M 801/033 W rund	MD149951	1 x 25 st
F 368/023 W bud	MD149967	1 x 25 st
M 368/020 W bud	MD149965	1 x 25 st
EF 859/018 W flamma	MD149977	1 x 25 st
F 859/018 W flamma	MD149968	1 x 25 st
F 860/012 W flamma	MD149969	1 x 25 st
F 862/012 W flamma	MD149971	1 x 25 st
M 862/012 W flamma	MD149974	1 x 25 st
M 863/016 W flamma	MD150104	1 x 25 st

FG-FATTAD ①



EF 801/023 FG rund	MD150371	1 x 25 st
EF 801/033 FG rund	MD150372	1 x 25 st
F 801/023 FG rund	MD150376	1 x 25 st
F 801/033 FG rund	MD150377	1 x 25 st
M 801/010 FG rund	MD150327	1 x 25 st
M 801/012 FG rund	MD150328	1 x 25 st



368



830



835



837



838



862



863



868



878



878K



886

M 801/014 FG rund	MD150329	1 x 25 st
M 801/016 FG rund	MD150330	1 x 25 st
M 801/018 FG rund	MD150331	1 x 25 st
M 801/023 FG rund	MD150332	1 x 25 st
M 801/029 FG rund	MD150333	1 x 25 st
F 368/023 FG bud	MD150380	1 x 25 st
C 368/023 FG bud	MD150354	1 x 25 st
M 830/016 FG päron	MD150382	1 x 25 st
F 830/021 FG päron	MD150378	1 x 25 st
M 830/010 FG päron	MD150355	1 x 25 st
M 830/012 FG päron	MD150356	1 x 25 st
M 830L/014 FG päron	MD150357	1 x 25 st
M 830RL/021 W päron 5 mm	MD149963	1 x 25 st
M 835/008 FG fissur rak	MD150345	1 x 25 st
M 835/009 FG fissur rak	MD150339	1 x 25 st
M 835/010 FG fissur rak	MD150340	1 x 25 st
M 835/012 FG fissur rak	MD150341	1 x 25 st
M 835/014 FG fissur rak	MD150342	1 x 25 st
C 835/010 FG fissur rak	MD150336	1 x 25 st
C 835/012 FG fissur rak	MD150337	1 x 25 st
C 835/014 FG fissur rak	MD150338	1 x 25 st
M 837KR/014 FG fissur rak	MD150343	1 x 25 st
M 838/009 FG fissur rundad	MD150346	1 x 25 st
M 838/010 FG fissur rundad	MD150347	1 x 25 st
M 838/012 FG fissur rundad	MD150348	1 x 25 st
EF 862/012 FG flamma	MD150373	1 x 25 st
F 862/012 FG flamma	MD150379	1 x 25 st
M 862/012 FG flamma	MD150358	1 x 25 st
C 862/012 FG flamma	MD150350	1 x 25 st
C 862/016 FG flamma	MD150351	1 x 25 st
SC 862/012 FG flamma	MD150349	1 x 25 st
M 863/016 FG flamma	MD150359	1 x 25 st
EF 868/018 FG flamma	MD150374	1 x 25 st
M 878/012 FG tapered	MD150360	1 x 25 st
M 878K/014 FG tapered	MD150361	1 x 25 st
M 878K/016 FG tapered	MD150362	1 x 25 st
C 878K/014 FG tapered	MD150384	1 x 25 st
C 878K/016 FG tapered	MD150352	1 x 25 st
C 878K/018 FG tapered	MD150353	1 x 25 st
M 886/016 FG spetsig cylinder	MD150363	1 x 25 st
SC 886/014 FG spetsig cylinder	MD150383	1 x 25 st

POLERING



För puts och polering av komposit, keramik, metaller och akrylat.

Polerare Universal Set vit RA100	470800	10 x 1 st
Polerare Universal Flame vit W2B	470801	1 x 10 st
Polerare Universal Cup vit W7	470802	1 x 10 st



Polerare speciellt avsedd för amalgam och metallervinkelstycksfattning.

Polerare Guld mini brun medium BV2K	470820	1 x 10 st
Polerare Guld cup brun medium BV3K	470821	1 x 10 st
Polerare Guld flamma brun medium BV7	470827	1 x 10 st
Polerare Guld mini grön fine GH2K	470825	1 x 10 st
Polerare Guld Cup grön fine GH3K	470826	1 x 10 st
Polerare Guld flamma grön fine GH7	470827	1 x 10 st

ENDODONTI

HANDFILAR

REAMER STERIL



21 mm/08	MD132738	6 x 1 st
21 mm/10	MD132739	6 x 1 st
21 mm/15	MD132740	6 x 1 st
21 mm/20	MD132741	6 x 1 st
21 mm/25	MD132742	6 x 1 st
21 mm/30	MD132743	6 x 1 st
21 mm/35	MD132744	6 x 1 st
21 mm/40	MD132745	6 x 1 st
21 mm/45	MD132746	6 x 1 st
21 mm/15–40	MD166415	6 x 1 st
25 mm/08	MD130046	6 x 1 st
25 mm/10	MD130047	6 x 1 st
25 mm/15	MD130048	6 x 1 st
25 mm/20	MD130049	6 x 1 st
25 mm/25	MD130050	6 x 1 st
25 mm/30	MD130051	6 x 1 st
25 mm/35	MD130052	6 x 1 st
25 mm/40	MD130053	6 x 1 st
25 mm/45	MD130054	6 x 1 st
25 mm/15–40	MD166416	6 x 1 st
31 mm/08	MD130127	6 x 1 st
31 mm/10	MD130128	6 x 1 st

HEDSTRÖM STERIL ⑤



31 mm/15	MD130129	6 x 1 st
31 mm/20	MD130130	6 x 1 st
31 mm/25	MD130131	6 x 1 st
31 mm/30	MD130132	6 x 1 st
31 mm/35	MD130133	6 x 1 st
31 mm/40	MD130134	6 x 1 st
31 mm/45	MD130135	6 x 1 st
31 mm/15-40	MD166417	6 x 1 st

21 mm/08	MD132747	6 x 1 st
21 mm/10	MD132748	6 x 1 st
21 mm/15	MD132749	6 x 1 st
21 mm/20	MD132750	6 x 1 st
21 mm/25	MD132751	6 x 1 st
21 mm/30	MD132752	6 x 1 st
21 mm/35	MD132753	6 x 1 st
21 mm/40	MD132754	6 x 1 st
21 mm/45	MD132755	6 x 1 st
21 mm/50	MD166405	6 x 1 st
21 mm/60	MD166406	6 x 1 st
21 mm/70	MD166407	6 x 1 st
21 mm/80	MD166408	6 x 1 st
25 mm/08	MD130034	6 x 1 st
25 mm/10	MD130035	6 x 1 st
25 mm/15	MD130036	6 x 1 st
25 mm/20	MD130037	6 x 1 st
25 mm/25	MD130038	6 x 1 st
25 mm/30	MD130039	6 x 1 st
25 mm/35	MD130040	6 x 1 st
25 mm/40	MD130041	6 x 1 st
25 mm/45	MD130042	6 x 1 st
25 mm/50	MD132440	6 x 1 st
25 mm/55	MD132441	6 x 1 st
25 mm/60	MD164184	6 x 1 st
25 mm/70	MD164185	6 x 1 st
25 mm/80	MD164186	6 x 1 st
25 mm/90	MD166409	6 x 1 st
25 mm/100	MD166410	6 x 1 st
25 mm/110	MD166411	6 x 1 st
31 mm/08	MD130116	6 x 1 st
31 mm/10	MD130117	6 x 1 st
31 mm/15	MD130118	6 x 1 st
31 mm/20	MD130119	6 x 1 st
31 mm/25	MD130120	6 x 1 st
31 mm/30	MD130121	6 x 1 st
31 mm/40	MD130123	6 x 1 st
31 mm/45	MD130124	6 x 1 st
31 mm/50	MD164187	6 x 1 st
31 mm/55	MD164188	6 x 1 st
31 mm/60	MD164189	6 x 1 st
31 mm/70	MD164190	6 x 1 st
31 mm/80	MD164191	6 x 1 st

31 mm/90	MD166412	6 x 1 st
31 mm/100	MD166413	6 x 1 st
31 mm/110	MD166414	6 x 1 st

K-FIL STERIL ⑤



21 mm/06	MD132756	6 x 1 st
21 mm/08	MD132757	6 x 1 st
21 mm/10	MD132758	6 x 1 st
21 mm/15	MD132759	6 x 1 st
21 mm/20	MD132760	6 x 1 st
21 mm/25	MD132761	6 x 1 st
21 mm/30	MD132762	6 x 1 st
21 mm/35	MD132763	6 x 1 st
21 mm/40	MD132764	6 x 1 st
21 mm/45	MD132765	6 x 1 st
21 mm/50	MD132766	6 x 1 st
21 mm/55	MD132767	6 x 1 st
21 mm/60	MD132768	6 x 1 st
21 mm/70	MD132769	6 x 1 st
21 mm/80	MD132770	6 x 1 st
25 mm/06	MD129367	6 x 1 st
25 mm/08	MD129368	6 x 1 st
25 mm/10	MD129369	6 x 1 st
25 mm/15	MD129370	6 x 1 st
25 mm/20	MD129371	6 x 1 st
25 mm/25	MD129372	6 x 1 st
25 mm/30	MD130006	6 x 1 st
25 mm/35	MD130007	6 x 1 st
25 mm/40	MD130008	6 x 1 st
25 mm/45	MD130009	6 x 1 st
25 mm/50	MD130010	6 x 1 st
25 mm/55	MD130023	6 x 1 st
25 mm/60	MD130011	6 x 1 st
25 mm/70	MD130012	6 x 1 st
25 mm/80	MD130013	6 x 1 st
31 mm/08	MD130015	6 x 1 st
31 mm/10	MD130016	6 x 1 st
31 mm/15	MD130017	6 x 1 st
31 mm/20	MD130018	6 x 1 st
31 mm/25	MD130019	6 x 1 st
31 mm/30	MD130020	6 x 1 st
31 mm/35	MD130024	6 x 1 st
31 mm/40	MD130025	6 x 1 st
31 mm/45	MD130026	6 x 1 st
31 mm/50	MD130027	6 x 1 st
31 mm/55	MD130028	6 x 1 st
31 mm/60	MD130029	6 x 1 st
31 mm/70	MD130030	6 x 1 st
31 mm/80	MD130031	6 x 1 st

21 mm/08	MD167847	6 x 1 st
21 mm/10	MD167848	6 x 1 st
21 mm/15	MD132728	6 x 1 st
21 mm/20	MD132729	6 x 1 st
21 mm/25	MD132730	6 x 1 st
21 mm/30	MD132731	6 x 1 st
21 mm/35	MD132732	6 x 1 st
21 mm/40	MD132733	6 x 1 st
21 mm/45	MD132734	6 x 1 st
21 mm/50	MD132735	6 x 1 st
21 mm/55	MD132736	6 x 1 st
21 mm/60	MD132737	6 x 1 st
25 mm/08	MD167849	6 x 1 st
25 mm/10	MD161908	6 x 1 st
25 mm/15	MD130148	6 x 1 st
25 mm/20	MD130149	6 x 1 st
25 mm/25	MD130150	6 x 1 st
25 mm/30	MD130151	6 x 1 st
25 mm/35	MD130152	6 x 1 st
25 mm/40	MD130153	6 x 1 st
25 mm/45	MD130154	6 x 1 st
25 mm/50	MD130155	6 x 1 st
25 mm/55	MD148407	6 x 1 st
25 mm/60	MD148408	6 x 1 st
31 mm/10	MD132448	6 x 1 st
31 mm/15	MD132449	6 x 1 st
31 mm/20	MD132450	6 x 1 st
31 mm/25	MD132451	6 x 1 st
31 mm/30	MD132452	6 x 1 st
31 mm/35	MD132453	6 x 1 st
31 mm/40	MD132454	6 x 1 st
31 mm/45	MD132455	6 x 1 st
31 mm/50	MD164181	6 x 1 st
31 mm/55	MD164182	6 x 1 st
31 mm/60	MD164183	6 x 1 st

ENGÅNGSMATERIAL

MICROBRUSH



Applikator för applicering av små kontrollerade mängder av material som t.ex. etsmedel, bondingmaterial, sealer, cement. Polypropylen (PP) och nylon.

Fine grön 1,5 mm	MD165421	4 x 100 st
Regular blå 2 mm	MD165422	4 x 100 st



UNDERSÖKNINGSHANDSKAR

Puderfri nitrilhandske med texturerade fingertoppar för extra bra grepp. Mjuk och flexibel (3,5 MIL). Osteril.

XS Nitril vit	MD169130	1 x 10 st
S Nitril vit	MD169131	1 x 10 st
M Nitril vit	MD169132	1 x 10 st
L Nitril vit	MD169133	1 x 10 st
XL Nitril vit	MD169134	1 x 10 st

Puderfri nitrilhandske med texturerade fingertoppar för extra bra grepp. Mjuk och mycket flexibel (2,5 MIL). Osteril.

XS Nitril mintgrön	MD169135	1 x 10 st
S Nitril mintgrön	MD169136	1 x 10 st
M Nitril mintgrön	MD169137	1 x 10 st
L Nitril mintgrön	MD169138	1 x 10 st
XL Nitril mintgrön	MD169139	1 x 10 st



TANDBORSTAR


Tandborste för vuxna

MD149667

1 x 72 st

ENGÅNGSTANDBORSTAR


Blandade färger

Engångstandborstar för vuxna

MD149668

1 x 100 st



Engångstandborstar för barn

MD149669

1 x 100 st

ULTRALJUDSSPETSAR


Spets 21 Supra A inkl nyckel

MD127827

1 x 1 st



Spets 22 Sub P inkl nyckel

MD127828

1 x 1 st



Spets 23 Sub long PS inkl nyckel

MD127829

1 x 1 st



Spets 1U universal 5

MD127830

1 x 1 st



Spets 2S Sickle 6

MD127831

1 x 1 st



Spets 3P Perio 7

MD127832

1 x 1 st



Spets 4PL Perio long 8

MD127833

1 x 1 st



Helix Test för daglig kontroll av autoklaver.

Helix test

MD168166 1 x 250 st

ORBIS)))

Like



ORBIS)))
Like



Plandent

BESÖKSADRESS:

Plandent AB, Grosshandlarvägen 1, 120 44 Årsta

POSTADRESS:

Plandent AB, Box 90193, 120 22 Stockholm

www.plandent.se

info@plandent.se

VÄXEL:

08-546 979 00

KUNDSERVICE FÖRBRUKNING:

08-676 54 10

order@plandent.se

REKLAMATIONSAVDELNINGEN:

reklamation@plandent.se

FRÅGOR OM PLANORDER:

planorder@plandent.se

KUNDSERVICE UTRUSTNING:

08-546 979 07

CALLCENTER SERVICE:

08-546 979 30

service@plandent.se